

プレスネット®

Presnet

伸縮ネット包帯
Elastic Mesh Bandage

特長

- かぶせるだけで、簡単・スピーディな包帯処置が可能です。
- 優れた伸縮性により、あらゆる部位にフィットします。
- 種類が豊富で、指から体幹まであらゆる部位に対応できます。



種類	商品コードNo.	規格		1 函 入数	メーカー希望小売 価格(税抜き)
		幅×伸長	適応部位		
1号	11671	0.7cm×25m	指	1巻	¥600
1.5号	11672	1.0cm×25m	指	1巻	¥800
2号	11673	1.6cm×25m	手、足	1巻	¥1,000
3号	11674	3.2cm×25m	腕、肩、下腿	1巻	¥1,700
4号	11675	4.2cm×25m	大腿	1巻	¥2,400
5号	11676	5.0cm×25m	頭	1巻	¥3,200
6号	11677	6.2cm×25m	胸、腹、腰	1巻	¥4,000
7号	11678	7.5cm×25m	体幹	1巻	¥4,700