

アルケア オルソペディック&リハビリテーション カタログ

ALCARE Orthopaedic & Rehabilitation Products Catalogue

Vol.4



Mission

私たちの使命

運動器医療の“和”をつくる

運動器疾患の治療とケアをつなぎ、
医療従事者と患者さん双方のありたい医療を実現する。

“和”＝医療従事者と患者さんの調和、痛みを和らげる、治療とケアをつなぐ

私たちは、治療からケアまでをつなぎ、医療従事者と患者さん
双方が目指すゴール到達までに3つのサポートを提供します。



Value

私たちが提供する3つのサポート

1

モーションコントロール サポート

ケアプロセスにおいて適切で
標準化された「静と動」の技術を補完し、
安心安全な治療環境を提供します。

2

コミュニケーション サポート

患者さんの治療戦略の理解につながる
コミュニケーションをサポートし、
アドヒアランスの向上を支援します。

3

患者生活 サポート

患者さんのセルフケアを支援し、
多くの制限や不満が生じる治療生活が
少しでも快適になるよう貢献します。



コンテンツ

フラクチャーケア

カバー付きキャストリングシステム	椎体	5
	手関節	6
	手指	6
	足関節	7
キャスト材	水硬性キャスト	8
	熱可塑性キャスト	8
スプリント材	水硬性スプリント	9・10
	アルミスプリント	10

ジョイントケア

体幹装具	頸部	14
	胸部	15
腰部装具	腰部	16・17
上肢装具	鎖骨部	18
	肩関節	18
	肘関節	19
	手関節	20
膝装具	膝サポーター	21・22
	OA膝サポーター	23・24
	膝バンド	25
	膝関節支持帯	26

ナーシングケア

チューブ包帯	伸縮ネット包帯	29
巻軸包帯	弾力包帯	29
	伸縮性包帯	29
	自着性包帯	30

創傷ケア

ドレッシング材	ベーシックドレッシング	33
	ポストオペドレッシング	33・34
	アドバンスドドレッシング	34

		ページ
下巻材	下巻材	11
キャストリングサポート	キャスト用補助材	12
	キャストカッター	12
	キャストカッター用刃	12
	キャスト用防水カバー	13
	歩行用キャストカバー	13
	キャスト用腕つり	13
超音波骨折治療器	オステオトロンV	40

		ページ
足関節装具	足関節	27・28
測定器	訓練機能付下肢筋力測定器「ロコモスキャン・Ⅱ」	37
	膝関節運動テスト「KMI」	39
リハビリ機器	総合治療用電気刺激装置「G-TES」	38

		ページ
サージカルテープ	伸縮サージカルテープ	31
	非伸縮サージカルテープ	32
サージカルフィルム	サージカルフィルム	32

C & G ケア		ページ
	弾性ストッキング	弾性ストッキング 35・36

キャストイングの新しいカタチ。
QOLを高める、これまでにない外固定を提案します。

カバー付きキャストイングシステム

フィットキュア® シリーズ

キャスト材で固定し、カバーでサポートする。患者さんにピッタリ合った、その場でできる外固定ができました。
様々なシーンで快適に使用できます。

フィットキュア

Fit Cure

フィット

ぴったり合う、適合する

+

キュア

治療する、硬化する

椎体

フィットキュア®・スパイン Fit Cure-Spine

カバー付きキャストイングシステム



種類	商品コードNo.	規格			1箱入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
		腰回	胸囲	セット内容		
LL	21111	103~124cm	95~115cm	キャストステー:1枚 ステーカバー:1コ	1セット	¥18,700(¥17,000)
L	21112	92~108cm	91~110cm	キャストステー:1枚 ステーカバー:1コ	1セット	¥18,700(¥17,000)
M	21113	82~ 97cm	85~103cm	キャストステー:1枚 ステーカバー:1コ	1セット	¥18,700(¥17,000)
S	21114	71~ 84cm	71~ 88cm	キャストステー:1枚 ステーカバー:1コ	1セット	¥18,700(¥17,000)

一般医療機器/医療機器届出番号: 13B1X00207000065




キャストステー
成形



ステーカバー
装着

※サイズの選定は腰回を基準とし、胸囲は目安としてください。
※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。

椎体支持のための快適な外固定が、
医師の手技の範囲でその日のうちに始められます。



その場で簡単にキャストを成形。
その人の背部形状にフィットした固定肢位が得られます。



2つの3点支持による固定で
体幹を保持します。


肩部ベルトの「たすき掛け構造」により
体幹の前傾を抑えます。



背中にジャストフィットするキャストステーが
背部をしっかり固定し体幹の伸展を抑えます。

手関節

フィットキュア®・リスト Fit Cure-Wrist カバー付きキャストリングシステム



プロセスの大幅削減と
処置の簡略化を実現します。

種類	商品コードNo.	規格		1箱入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
		手首周囲	セット内容		
右	L 21021	16.0~19.0cm	キャストステー:1枚 ステーカバー:1コ	1セット	¥5,720(¥5,200)
	M 21022	13.0~16.0cm	キャストステー:1枚 ステーカバー:1コ	1セット	¥5,720(¥5,200)
	S 21023	11.0~13.0cm	キャストステー:1枚 ステーカバー:1コ	1セット	¥5,720(¥5,200)
左	L 21031	16.0~19.0cm	キャストステー:1枚 ステーカバー:1コ	1セット	¥5,720(¥5,200)
	M 21032	13.0~16.0cm	キャストステー:1枚 ステーカバー:1コ	1セット	¥5,720(¥5,200)
	S 21033	11.0~13.0cm	キャストステー:1枚 ステーカバー:1コ	1セット	¥5,720(¥5,200)



一般医療機器/医療機器届出番号:13B1X00207000066



独自形状のキャストステー 専用のステーカバー



キャストステーをステーカバーに挿入。



ステーカバーを装着してモールドイング。

手指

フィットキュア®・ナックル Fit Cure-Knuckle カバー付きキャストリングシステム



種類	商品コードNo.	規格		1箱入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
		MP関節周囲	セット内容		
右	20961	17~22cm	キャストステー:1枚 ステーカバー:1コ	1セット/函	¥6,490(¥5,900)
左	20962	17~22cm	キャストステー:1枚 ステーカバー:1コ	1セット/函	¥6,490(¥5,900)
キャストステー	20981	左右兼用	—	1枚/函	¥4,070(¥3,700)




手指固定に必要な機能を搭載。

一般医療機器/医療機器届出番号:13B1X00207000075



独自形状のプレカットキャストステー 専用のステーカバー



キャストステーをステーカバーに挿入。



ステーカバーを装着してモールドイング。

カバー付きキャストリングシステム

足関節

フィットキュア®・アンクル Fit Cure-Ankle

カバー付きキャストリングシステム



キャストステー + ステーカバーで
的確な固定とADLを両立します。

種類	商品コードNo.	規格		1箱入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
		甲周囲	セット内容		
LL	19911	27.5～29.5cm	キャストステー：左右各1枚 ステーカバー：1コ	1セット	¥7,700(¥7,000)
L	19912	25.0～27.5cm	キャストステー：左右各1枚 ステーカバー：1コ	1セット	¥7,700(¥7,000)
M	19913	22.5～25.0cm	キャストステー：左右各1枚 ステーカバー：1コ	1セット	¥7,700(¥7,000)
S	19914	20.0～22.5cm	キャストステー：左右各1枚 ステーカバー：1コ	1セット	¥7,700(¥7,000)



一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X00207000067



独自形状のキャストステー

専用のステーカバー



キャストステーをステーカバーに挿入。



ステーカバーを装着してモールドニング。

1953年に国産初の石膏ギプスを開発。以来、医療現場のニーズと患者様の信頼に応える品質の国産キャスト・スプリント材です。

キャスト材

水硬性キャスト

ガラスファイバー **キャストライト®・α** Castlight-α ファイバーグラスキャストリングテープ

●水硬性樹脂とガラス繊維により、少ない層数で強度が得られます。

種類		商品コードNo.	規格 (幅×長さ)	1函入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
ロール	2号	15381	5.0cm×3.6m	10巻	¥6,479(¥5,890)
	3号	15382	7.5cm×3.6m	10巻	¥7,766(¥7,060)
	4号	15383	10.0cm×3.6m	10巻	¥10,362(¥9,420)
	5号	15384	12.5cm×3.6m	10巻	¥12,947(¥11,770)
シート	3号	15391	7.5cm×50.0cm(4層重ね)	10/パック	¥8,239(7,490)
	4号	15392	10.0cm×50.0cm(4層重ね)	10/パック	¥10,593(¥9,630)

一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X00207000036

ポリエステルファイバー **キャストライト®・X** Castlight-X ポリエステルファイバーキャストリングテープ

●ポリエステル繊維の高いエックス線透過性で、患部の状態をより正確に診断することが可能です。

種類	商品コードNo.	規格 (幅×長さ)	1函入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
2号	17941	5.0cm×3.6m	10巻	¥6,479(¥5,890)
3号	17942	7.5cm×3.6m	10巻	¥7,766(¥7,060)
4号	17943	10.0cm×3.6m	10巻	¥10,362(¥9,420)
5号	17944	12.5cm×3.6m	10巻	¥12,947(¥11,770)

一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X00207000021

熱可塑性キャスト

プライトン®-100 Pliton-100 熱可塑性キャスト材

●綿100%の網目状基布は、柔軟で適度なしなやかさがあり、手の指など細かい部位にもフィットします。

種類	商品コードNo.	規格 (幅×長さ)	1函入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
ロール	2号	15641	5.0cm× 1.8m	4巻 ¥4,136(¥3,760)
	3号	15642	7.5cm× 1.8m	4巻 ¥6,215(¥5,650)
	4号	15643	10.0cm× 1.8m	4巻 ¥8,294(¥7,540)
	6号	15644	15.0cm× 1.8m	4巻 ¥12,430(¥11,300)
シール	3号	15651	7.5cm×45.0cm	10枚 ¥3,883(¥3,530)
	4号	15652	10.0cm×45.0cm	10枚 ¥5,181(¥4,710)
	6-1号	15653	15.0cm×45.0cm	10枚 ¥7,766(¥7,060)
	6-2号	15654	15.0cm×90.0cm	10枚 ¥15,532(¥14,120)

一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X00207000039

スプリント材

水硬性スプリント

グラスファイバー芯材(Gタイプ)
ポリエステル芯材(Pタイプ)

ライトスプリント・FC Light Splint-FC

水硬化性ロールスプリント



- 使用する長さを調節できる「フリーカットタイプ」です。
- 初期硬化速度を高め、スプリント製作時間を短縮します。

種類	商品コードNo.	規格 (幅×長さ)	1函入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
G-2号	18241	5.0cm×4.5m	1ロール	¥18,249(¥16,590)
G-3号	18242	7.5cm×4.5m	1ロール	¥21,186(¥19,260)
G-4号	18243	10.0cm×4.5m	1ロール	¥22,957(¥20,870)
G-5号	18244	12.5cm×4.5m	1ロール	¥26,488(¥24,080)
P-1号	19051	2.5cm×3.0m	1ロール	¥11,187(¥10,170)
P-2号	19052	5.0cm×4.5m	1ロール	¥18,249(¥16,590)
P-3号	19053	7.5cm×4.5m	1ロール	¥21,186(¥19,260)
P-4号	19054	10.0cm×4.5m	1ロール	¥22,957(¥20,870)
P-5号	19055	12.5cm×4.5m	1ロール	¥26,488(¥24,080)

一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X00207000030

グラスファイバー芯材

ライトスプリント・II Light Splint-II

水硬性ファイバーグラススプリント



- 1枚使い切りの「プレカットタイプ」です。カット、クリップの必要がなく、先端硬化もないためムダなく、経済的です。

種類	商品コードNo.	規格 (幅×長さ)	1函入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
0号	17141	5.0cm×25.0cm	5枚	¥7,062(¥6,420)
1号	16861	7.5cm×30.0cm	5枚	¥10,010(¥9,100)
2号	16862	10.0cm×35.0cm	5枚	¥12,364(¥11,240)
3号	17142	10.0cm×45.0cm	5枚	¥15,895(¥14,450)
4号	16863	10.0cm×60.0cm	5枚	¥21,186(¥19,260)
5号	17143	7.5cm×75.0cm	5枚	¥24,717(¥22,470)
6号	16864	10.0cm×90.0cm	5枚	¥31,779(¥28,890)
7号	16865	12.5cm×90.0cm	5枚	¥37,664(¥34,240)

一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X00207000038

下巻材

P11

包帯

P29

水硬性スプリント

ライトスプリント・フィンガー Light Splint-Finger 水硬性ファイバーグラススプリント

●手指形状に適したモルディング・芯材幅を実現した指用外固定材です。

種類	商品コードNo.	規格(幅×長さ)	1函入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
—	20381	1.8cm×20.0cm	5枚	¥7,150(¥6,500)

一般医療機器/ギプス包帯/医療機器届出番号: 13B1X00207000071



アルミスプリント

アルフェンス® Alfence アルミ副子

●指や手部の副子として、豊富なラインアップを揃えています。

種類	商品コードNo.	規格		1函入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
		厚さ×幅×長さ	適応部位		
1号	10161	1.5mm× 40mm×400mm	腕	6枚	¥5,401(¥4,910)
2号	10162	1.5mm× 50mm×400mm	腕	6枚	¥5,401(¥4,910)
3号	10163	1.0mm× 75mm×400mm	腕	6枚	¥5,401(¥4,910)
10号	10173	1.5mm× 13mm×200mm	指	24枚	¥4,818(¥4,380)
11号	10174	1.0mm× 13mm×200mm	指	24枚	¥4,818(¥4,380)
12号	10175	1.5mm× 18mm×400mm	指	12枚	¥2,409(¥2,190)
13号	10176	1.5mm× 25mm×400mm	指	12枚	¥2,409(¥2,190)

▶ 保険適用 *1 一般医療機器 / 医療機器届出番号: 13B1X00207000023

▶ 保険適用 *1 特定保険医療材料「副木」として、機能区分ごとの償還価格により算定可

快適性や安全性に配慮した商品設計で、
キャストリングをトータルにバックアップします。

下巻材

下巻材

綿100% ストッキネット Stockinet

メリヤス編みチューブ包帯(純綿製)



●綿100%で肌当たりが良く、吸湿性に優れています。

種類	商品コードNo.	規格 (幅×長さ)	1函入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
1号	10191	2.8cm×18.0m	1巻	¥2,332(¥2,120)
2号	10192	5.0cm×18.0m	1巻	¥3,751(¥3,410)
3号	10193	7.5cm×18.0m	1巻	¥5,181(¥4,710)
4号	10194	10.0cm×18.0m	1巻	¥6,611(¥6,010)
5号	10195	13.7cm×18.0m	1巻	¥8,019(¥7,290)
8号	10196	20.0cm×18.0m	1巻	¥10,879(¥9,890)
10号	10197	24.5cm×18.0m	1巻	¥13,717(¥12,470)

綿100%(制菌) 制菌・ストッキネット Stockinet

メリヤス編みチューブ包帯(純綿製)



●MRSAを含む幅広い菌の増殖を持続的かつ的確に抑え、消臭効果にも優れた、メディカルテキスタイル「リバルス」を採用しています。

種類	商品コードNo.	規格 (幅×長さ)	1函入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
2号	17721	5.0cm×8.0m	1巻	¥1,947(¥1,770)
3号	17722	7.5cm×8.0m	1巻	¥2,728(¥2,480)
4号	17723	10.0cm×8.0m	1巻	¥3,498(¥3,180)
5号	17724	12.5cm×8.0m	1巻	¥4,268(¥3,880)

ポリプロピレン ポリエステル ホワイトネット Whitenet

メリヤス編みチューブ包帯(ポリプロピレン ポリエステル製)



●ポリプロピレンとポリエステル混紡で、撥水性や速乾性に優れています。

種類	商品コードNo.	規格 (幅×長さ)	1函入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
1号	10181	2.8cm×18.0m	1巻	¥2,332(¥2,120)
2号	10182	5.0cm×18.0m	1巻	¥3,751(¥3,410)
3号	10183	7.5cm×18.0m	1巻	¥5,181(¥4,710)
4号	10184	10.0cm×18.0m	1巻	¥6,611(¥6,010)
5号	10185	12.5cm×18.0m	1巻	¥8,019(¥7,290)
8号	10186	20.0cm×18.0m	1巻	¥10,879(¥9,890)
10号	10187	23.0cm×18.0m	1巻	¥13,717(¥12,470)

ポリエステル レーヨン オルテックス® Oltex

ギブス用包帯



●ポリエステルとレーヨンで、肌触り・フィット性に優れています。

種類	商品コードNo.	規格 (幅×長さ)	1函入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
青2裂	10221	15.0cm×4.5m	12巻	¥3,498(¥3,180)
青3裂	10222	10.0cm×4.5m	18巻	¥3,498(¥3,180)

ポリエステル オルソラップ Orthowrap

キャストパディング



●ポリエステル100%で速乾性に優れています。

種類	商品コードNo.	規格 (幅×長さ)	1函入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
2号	10211	15.0cm×3.6m	12巻	¥5,181(¥4,710)
3号	10212	10.0cm×3.6m	18巻	¥5,181(¥4,710)

キャストリングサポート

キャスト用補助材

ギブスヒール

Gypsheel

キャスト用補助踵




●適度な硬さのゴム製で、衝撃吸収性、耐久性に優れています。

種類	商品コードNo.	規格		1函入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
		幅×長さ×高さ	形状		
2号	10252	5.2cm×11.0cm×3.5cm	標準型S	6コ	¥4,235(¥3,850)
5号	10254	6.0cm×12.5cm×3.2cm	標準型M	6コ	¥4,235(¥3,850)
7号	10255	6.5cm×10.0cm×2.5cm	角平型	6コ	¥4,235(¥3,850)

▶ 保険適用 *1

キャストカッター

キャストカッター 匠・II

Cast Cutter Takumi-II

キャストカッター




●高振動サイクル(14400サイクル/分:無負荷時)のハイパワーモデル。
●静音小型モーターが、操作時に発生する機械音を最小限にとどめます。
●重量は約1kg。力を入れなくてもキャストに刃が入りやすい適度な重量設計。

種類	商品コードNo.	規格 (セット内容)	1函入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
—	17281	本体、ACアダプタⅡ、着脱電源コード、 カッターブレード匠、六角レンチ	1セット	¥303,050(¥275,500)



一般医療機器／電動式ギブスカッター／製造販売届出番号：13B1X00306N10298

キャストカッター用刃

カッターブレード 匠

Cutter Blade Takumi

キャストカッター用刃

●キャストカッター 匠・II専用の交換用替刃です。

種類	商品コードNo.	規格 (直径)	1函入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
—	17282	61.0mm	1枚	¥7,700(¥7,000)

一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X00306G10972

▶ 保険適用 *1 特定保険医療材料「副木」として、機能区分ごとの償還価格により算定可

ギプス生活を応援する サポートグッズのご紹介。

詳しくはWebサイトをご覧ください。

快適ギプス生活

検索




キャストイングサポート

キャスト用防水カバー

シャワーカバー Shower Cover

キャスト用防水カバー



- シャワー時に固定部位にかぶせるだけで簡単に装着できます。
- 1回使い切りではなく、繰り返し使用することも可能で、経済的です。

種類	商品コードNo.	規格			1袋入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
		適応部位(目安)	長さ	周径		
ロング	17211	成人 足	90cm以下	32~50cm	2枚	¥1,320(¥1,200)
ショート	17212	成人手・腕 小児足	60cm以下	20~35cm	2枚	¥902(¥820)

歩行用キャストカバー

キャストシュー® Castshoe

歩行用キャストカバー



- ギプスで固定した足を保護し、歩行による汚れを防ぎます。
- メッシュ素材でムレにくいです。

種類	商品コードNo.	規格		1函入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
		足長(目安)	全長(内寸)		
LL	17551	26.5~29.5cm	32.0cm	1コ	¥3,300(¥3,000)
L	17552	24.5~26.5cm	28.0cm	1コ	¥3,300(¥3,000)
M	17553	22.5~24.5cm	26.0cm	1コ	¥3,300(¥3,000)
S	17554	20.5~22.5cm	24.0cm	1コ	¥3,300(¥3,000)

キャストシュー®・WP Castshoe-WP

歩行用キャストカバー・防水



- ギプスで固定した足を保護し、歩行による汚れを防ぎます。
- 表面に撥水加工を施した防水素材です。

種類	商品コードNo.	規格		1函入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
		足長(目安)	全長(内寸)		
LL	17731	26.5~29.5cm	32.0cm	1コ	¥3,300(¥3,000)
L	17732	24.5~26.5cm	28.0cm	1コ	¥3,300(¥3,000)
M	17733	22.5~24.5cm	26.0cm	1コ	¥3,300(¥3,000)
S	17734	20.5~22.5cm	24.0cm	1コ	¥3,300(¥3,000)

キャストサンダル Cast Sandal

歩行用キャストサンダル



- スプリント材など、つま先方向に固定部位が長くなる場合でも装着できるサンダルタイプで、ムレにくく快適に使用できます。

種類	商品コードNo.	規格		1函入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
		足長(目安)	全長(内寸)		
L	17601	24.5~29.5cm		1コ	¥3,300(¥3,000)
S	17602	20.5~24.5cm		1コ	¥3,300(¥3,000)

キャスト用腕つり

キャストサスペンダー Cast Suspender

キャスト用腕つり



- 上肢全体を良肢位に保持できる専用の腕つりで、1人でも簡単に着脱できます。

種類	商品コードNo.	規格		1袋入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
		桁(隆椎~尺骨頭)	身長		
—	17561	65~90cm	145~185cm	1コ	¥1,980(¥1,800)

頸部から足関節まで各種支持・固定用品を取り揃え、
使用シーンに合わせた最適な固定を実現します。

体幹装具

ポリネックシリーズ 治療からリハビリテーションまで幅広く、
ハード、ソフト、ライトの3タイプ。

頸部

固定力弱 ポリネックライト Polyneck Light 頸椎固定用シーネ



●柔軟で弾性があるウレタン芯材の軽い支持で、日常生活での使いやすさを考慮したライトタイプです。

種類	商品コードNo.	規格		1函入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
		頸囲	高さ		
L	15171	35～41cm	8.0cm	1コ	¥2,057(¥1,870)
M	15172	30～36cm	8.0cm	1コ	¥2,057(¥1,870)
S	15173	26～31cm	8.0cm	1コ	¥2,057(¥1,870)



固定力中 ポリネックソフト・P Polyneck Soft-P 頸椎固定用シーネ



●3層発泡体構造により、ソフトな肌当たりで頸椎を固定するソフトタイプです。

種類	商品コードNo.	規格		1函入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
		頸囲	高さ		
LL	18881	40～46cm	9.0cm	1コ	¥2,541(¥2,310)
L	18882	35～41cm	9.5cm	1コ	¥2,541(¥2,310)
M	18883	30～36cm	9.5cm	1コ	¥2,541(¥2,310)
S	18884	26～31cm	8.5cm	1コ	¥2,541(¥2,310)



固定力中 ポリネックソフト Polyneck Soft 頸椎固定用シーネ



●3層発泡体構造により、ソフトな肌当たりで頸椎を固定するソフトタイプです。

●患者様の首に合わせ、マイナス1cmの高さ調節が可能です。

種類	商品コードNo.	規格		1函入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
		頸囲	高さ		
LL	10421	40～46cm	8.0～9.0cm	1コ	¥4,840(¥4,400)
L	10422	35～41cm	8.5～9.5cm	1コ	¥4,840(¥4,400)
M	10423	30～36cm	8.5～9.5cm	1コ	¥4,840(¥4,400)
S	10424	26～31cm	7.5～8.5cm	1コ	¥4,840(¥4,400)



固定力強 ポリネックハード Polyneck Hard 頸椎固定用シーネ



●低い頸高にもフィットするサイズ設定と最大3.5cmまで高さ調節ができるハードタイプです。

種類	商品コードNo.	規格		1函入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
		頸囲	高さ		
L	16951	35～43cm	8.0～11.5cm	1コ	¥4,840(¥4,400)
M	16952	30～38cm	7.5～10.5cm	1コ	¥4,840(¥4,400)
S	16953	26～32cm	6.5～8.5cm	1コ	¥4,840(¥4,400)



一般医療機器／医療機器届出番号:13B1X00207000024


サイズの選定は41ページをご覧ください

体幹装具

胸部

バストバンド・エース Bustband-Ace

胸部固定帯



●ズレを防ぎ、フィット性を高める伸縮部2分割構造で、圧迫力の調整も可能です。

種類	商品コードNo.	規格		1箱入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
		胸囲	長さ×幅(最大)		
3L	16831	131～151cm	145cm×20cm	1コ	¥2,178(¥1,980)
LL	16832	113～133cm	125cm×20cm	1コ	¥2,057(¥1,870)
L	16833	95～115cm	109cm×20cm	1コ	¥1,936(¥1,760)
M	16834	77～ 97cm	92cm×20cm	1コ	¥1,815(¥1,650)
S	16835	59～ 79cm	76cm×20cm	1コ	¥1,694(¥1,540)



バストバンド・レディ Bustband-Lady

胸部固定帯



●腋窩部と乳房を圧迫しない形状で、患部のみを的確に固定します。

種類	商品コードNo.	規格		1箱入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
		アンダーバスト	長さ×幅(背部)×幅(前部)		
L	16841	86～101cm	110cm×18cm×10cm	1コ	¥1,936(¥1,760)
M	16842	73～ 88cm	95cm×18cm×10cm	1コ	¥1,815(¥1,650)
S	16843	60～ 75cm	87cm×18cm×10cm	1コ	¥1,694(¥1,540)



サイズの選定は41ページをご覧ください

腰部装具

サクロ シリーズ 固定力・装着感で選べる
サクロシリーズ。

固定力 中 DX シリーズ 的確な腹部の圧迫と体幹の支持性を図る、「スタンダードタイプ」。

腰部

[ライトタイプ] サクロライト・DX Sacro Light-DX

補助ベルト付腰部固定帯



●ADLを重視し、的確に腰部を包み込むライトタイプです。

種類	商品コードNo.	規格		1袋入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
		腰回	ウエスト回		
4L	17856	115～130cm	105～125cm	1コ	¥2,057(¥1,870)
3L	17851	105～120cm	95～115cm	1コ	¥2,057(¥1,870)
LL	17852	95～110cm	85～105cm	1コ	¥2,057(¥1,870)
L	17853	85～100cm	75～ 95cm	1コ	¥2,057(¥1,870)
M	17854	75～ 90cm	65～ 80cm	1コ	¥2,057(¥1,870)
S	17855	65～ 80cm	55～ 70cm	1コ	¥2,057(¥1,870)



[メッシュタイプ] サクロメッシュ・DX Sacro Mesh-DX

補助ベルト付腰部固定帯




●メッシュ素材で高い通気性を確保し、腰部を涼しく、快適に包み込むメッシュタイプです。

種類	商品コードNo.	規格		1袋入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
		腰回	ウエスト回		
3L	17871	105～120cm	95～115cm	1コ	¥2,057(¥1,870)
LL	17872	95～110cm	85～105cm	1コ	¥2,057(¥1,870)
L	17873	85～100cm	75～ 95cm	1コ	¥2,057(¥1,870)
M	17874	75～ 90cm	65～ 80cm	1コ	¥2,057(¥1,870)
S	17875	65～ 80cm	55～ 70cm	1コ	¥2,057(¥1,870)



[ワイドタイプ] サクロワイド・DX Sacro Wide-DX

補助ベルト付腰部固定帯



●厚みのある腹部素材が、安定感に優れ、温かく腰全体を包み込むワイドタイプです。

種類	商品コードNo.	規格		1袋入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
		腰回	ウエスト回		
3L	17831	105～120cm	95～115cm	1コ	¥2,057(¥1,870)
LL	17832	95～110cm	85～105cm	1コ	¥2,057(¥1,870)
L	17833	85～100cm	75～ 95cm	1コ	¥2,057(¥1,870)
M	17834	75～ 90cm	65～ 80cm	1コ	¥2,057(¥1,870)
S	17835	65～ 80cm	55～ 70cm	1コ	¥2,057(¥1,870)



サイズの選定は41ページをご覧ください

腰部装具

固定力 強 EX シリーズ 腹圧上昇と体幹の支持性を強化した、「高圧迫・高固定タイプ」。

腰部

[ライトタイプ] **サクロライト・EX** Sacro Light-EX

補助ベルト付腰部固定帯




●ADLを重視し、的確に腰部を包み込むライトタイプです。

種類	商品コードNo.	規格		1袋入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
		腰回	ウエスト回		
3L	18131	105～120cm	95～115cm	1コ	¥2,299(¥2,090)
LL	18132	95～110cm	85～105cm	1コ	¥2,299(¥2,090)
L	18133	85～100cm	75～ 95cm	1コ	¥2,299(¥2,090)
M	18134	75～ 90cm	65～ 80cm	1コ	¥2,299(¥2,090)
S	18135	65～ 80cm	55～ 70cm	1コ	¥2,299(¥2,090)



[メッシュタイプ] **サクロメッシュ・EX** Sacro Mesh-EX

補助ベルト付腰部固定帯




●メッシュ素材で高い通気性を確保し、腰部を涼しく、快適に包み込むメッシュタイプです。

種類	商品コードNo.	規格		1袋入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
		腰回	ウエスト回		
3L	18141	105～120cm	95～115cm	1コ	¥2,299(¥2,090)
LL	18142	95～110cm	85～105cm	1コ	¥2,299(¥2,090)
L	18143	85～100cm	75～ 95cm	1コ	¥2,299(¥2,090)
M	18144	75～ 90cm	65～ 80cm	1コ	¥2,299(¥2,090)
S	18145	65～ 80cm	55～ 70cm	1コ	¥2,299(¥2,090)



[ワイドタイプ] **サクロワイド・EX** Sacro Wide-EX

補助ベルト付腰部固定帯



●厚みのある腹部素材が、安定感に優れ、温かく腰全体を包み込むワイドタイプです。

種類	商品コードNo.	規格		1袋入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
		腰回	ウエスト回		
3L	18121	105～120cm	95～115cm	1コ	¥2,299(¥2,090)
LL	18122	95～110cm	85～105cm	1コ	¥2,299(¥2,090)
L	18123	85～100cm	75～ 95cm	1コ	¥2,299(¥2,090)
M	18124	75～ 90cm	65～ 80cm	1コ	¥2,299(¥2,090)
S	18125	65～ 80cm	55～ 70cm	1コ	¥2,299(¥2,090)



サイズの選定は41ページをご覧ください

上肢装具

鎖骨部

クラビクルバンド・II Clavicle Band-II

鎖骨固定帯



●可動式の背部ベルトが装着時のズレを防ぎ、体型に合わせた確な保持を実現します。

種類	商品コードNo.	規格 (胸囲)	1函入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
LL	17541	100～130cm	1コ	¥4,840(¥4,400)
L	17542	80～100cm	1コ	¥4,840(¥4,400)
M	17543	60～ 80cm	1コ	¥4,235(¥3,850)
S	17544	50～ 65cm	1コ	¥3,025(¥2,750)
SS	17545	45～ 55cm	1コ	¥2,420(¥2,200)



LL,L,M

S,SS

サイズの選定は41ページをご覧ください

肩関節

[内旋位] ショルダーブレース・IR Shoulder Brace-IR

内旋位肩関節保持具



- 骨折時に簡便に装着できる肩関節保持具です。
- 幅広い体型の患者様に対応します。
- 通気性の高いメッシュ素材でムレにくく、快適に使用できます。

種類	商品コードNo.	規格 (胸囲)	1函入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
L～LL	17531	95～133cm	1コ	¥6,050(¥5,500)
M～L	17532	77～115cm	1コ	¥6,050(¥5,500)



サイズの選定は41ページをご覧ください

上肢装具

肘関節

テニスエルボーサポーター

Tennis Elbow Supporter

肘バンド



●パッドで上腕骨外側上顆への牽引力を弱め、患部の安静を保ちます。

種類	商品コードNo.	規格		1袋入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
		前腕最大周囲	幅×長さ		
ブルー	19821	20～27cm	3cm×40cm	1コ	¥1,584(¥1,440)
ブラック	19991	20～27cm	3cm×40cm	1コ	¥1,584(¥1,440)

テニスエルボーバンド

Tennis Elbow Band

肘バンド



●幅広タイプのバンドにより、手関節伸展筋群を的確に圧迫します。

種類	商品コードNo.	規格		1袋入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
		前腕最大周囲	幅×長さ		
—	19841	20～30cm	5cm×35cm	1コ	¥1,254(¥1,140)




サイズの選定は41ページをご覧ください

手関節

リストラップ・TFCC Wrist Wrap-TFCC

手関節サポーター



- W/パッドと尺側に偏った本体形状により、遠位橈尺関節と三角線維軟骨複合体周辺を保護します。
- 手掌部に生地がかからない形状により、把持動作が可能です。
- 母指ループと二股の手首ベルトにより、片手での装着をサポートします。

種類	商品コードNo.	規格(手首周囲)	1箱入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
L~LL	20931	16~19cm	1コ	¥3,080(¥2,800)
S~M	20932	13~16cm	1コ	¥3,080(¥2,800)



リストケア・プロ Wristcare-Pro

手関節サポーター



- 付属のアルミステーやマルチストラップの併用により、多様な保持法に適用します。

種類	商品コードNo.	規格 (手首周囲)	1箱入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
右 L~LL	17501	16~19cm	1コ	¥3,696(¥3,360)
右 S~M	17502	13~16cm	1コ	¥3,696(¥3,360)
左 L~LL	17511	16~19cm	1コ	¥3,696(¥3,360)
左 S~M	17512	13~16cm	1コ	¥3,696(¥3,360)



サムフィット®・CM Thumb Fit-CM

母指CM関節用サポーター



- 本体の立体縫製構造、内蔵のパッド・ステーによる支持、母指ストラップの締結で良肢位の保持を実現します。
- 生活動作を妨げにくい装着を提供します。

種類	商品コードNo.	規格	1箱入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
グレー・ジュM	20991	手首周囲: 15.5~17.0cm 母指周囲: 6.0~ 7.0cm	1コ	¥2,475(¥2,250)
グレー・ジュS	20992	手首周囲: 14.0~15.5cm 母指周囲: 5.5~ 6.5cm	1コ	¥2,475(¥2,250)
ブラックM	21001	手首周囲: 15.5~17.0cm 母指周囲: 6.0~ 7.0cm	1コ	¥2,475(¥2,250)
ブラックS	21002	手首周囲: 14.0~15.5cm 母指周囲: 5.5~ 6.5cm	1コ	¥2,475(¥2,250)



サイズの選定は41ページをご覧ください

膝装具

ニーケアー シリーズ

膝関節の的確なサポート、
操作性と快適性を追求したラインアップ。

膝サポーター

ニーケアー・ACL Kneecare-ACL

前方制限付膝サポーター



●大腿部後面と下腿部前面の2点支持により、下腿の前方動揺を抑制します。

種類	商品コードNo.	規格		1箱入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
		大腿周囲	膝周囲		
3L	19171	49～54cm	38～41cm	1コ	¥19,800(¥18,000)
LL	19172	45～49cm	35～40cm	1コ	¥19,800(¥18,000)
L	19173	41～45cm	33～38cm	1コ	¥19,800(¥18,000)
M	19174	37～41cm	32～36cm	1コ	¥19,800(¥18,000)
S	19175	34～37cm	31～35cm	1コ	¥19,800(¥18,000)

ニーケアー・MCL Kneecare-MCL

側方制限付膝サポーター



●大腿部外側、膝部内側、下腿部外側の3点支持により、膝関節の内側動揺を抑制します。

種類	商品コードNo.	規格		1箱入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
		大腿周囲	膝周囲		
右	3L 19181	49～54cm	38～41cm	1コ	¥19,800(¥18,000)
	LL 19182	45～49cm	35～40cm	1コ	¥19,800(¥18,000)
	L 19183	41～45cm	33～38cm	1コ	¥19,800(¥18,000)
	M 19184	37～41cm	32～36cm	1コ	¥19,800(¥18,000)
	S 19185	34～37cm	31～35cm	1コ	¥19,800(¥18,000)
左	3L 19191	49～54cm	38～41cm	1コ	¥19,800(¥18,000)
	LL 19192	45～49cm	35～40cm	1コ	¥19,800(¥18,000)
	L 19193	41～45cm	33～38cm	1コ	¥19,800(¥18,000)
	M 19194	37～41cm	32～36cm	1コ	¥19,800(¥18,000)
	S 19195	34～37cm	31～35cm	1コ	¥19,800(¥18,000)

ニーケアー・PCL Kneecare-PCL

後方制限付膝サポーター



●大腿部前面と下腿部後面の2点支持により、下腿の後方動揺を抑制します。

種類	商品コードNo.	規格		1箱入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
		大腿周囲	膝周囲		
3L	19201	49～54cm	38～41cm	1コ	¥19,800(¥18,000)
LL	19202	45～49cm	35～40cm	1コ	¥19,800(¥18,000)
L	19203	41～45cm	33～38cm	1コ	¥19,800(¥18,000)
M	19204	37～41cm	32～36cm	1コ	¥19,800(¥18,000)
S	19205	34～37cm	31～35cm	1コ	¥19,800(¥18,000)

サイズの選定は41ページをご覧ください

膝サポーター

ニーケアー・クロスベルト

Kneecare-Crossbelt

クロスベルト・側方制限付膝サポーター



●クロスベルトがアルミステーの上を通り、膝関節の側方動揺をしっかり抑制し、大腿部前面を適切に圧迫します。

種類	商品コードNo.	規格		1函入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
		大腿周囲	膝周囲		
LL	19311	46～50cm	35～41cm	1コ	¥10,560(¥9,600)
L	19312	42～46cm	34～39cm	1コ	¥10,560(¥9,600)
M	19313	38～42cm	32～37cm	1コ	¥10,560(¥9,600)
S	19314	35～38cm	31～35cm	1コ	¥10,560(¥9,600)
SS	19315	32～35cm	29～33cm	1コ	¥10,560(¥9,600)

ニーケアー・サポート

Kneecare-Support

側方制限付膝サポーター



●膝関節の側方動揺をサポートするベーシックタイプです。

種類	商品コードNo.	規格		1函入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
		大腿周囲	膝周囲		
3L	19211	49～54cm	38～41cm	1コ	¥13,200(¥12,000)
LL	19212	45～49cm	35～40cm	1コ	¥13,200(¥12,000)
L	19213	41～45cm	33～38cm	1コ	¥13,200(¥12,000)
M	19214	37～41cm	32～36cm	1コ	¥13,200(¥12,000)
S	19215	34～37cm	31～35cm	1コ	¥13,200(¥12,000)

サイズの選定は41ページをご覧ください

膝装具

ニーケアー・OA シリーズ

装着のしやすさと快適性・
ズレにくさを追求したラインアップ。

OA膝サポーター

固定力弱 ニーケアー・OA 1 Kneecare-OA 1

側方制限付膝サポーター



●膝関節の側方動揺をサポートするベーシックタイプです。

種類	商品コードNo.	規格		1函入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
		大腿周囲	膝周囲		
LL	19261	46～50cm	35～41cm	1コ	¥8,580(¥7,800)
L	19262	42～46cm	34～39cm	1コ	¥8,580(¥7,800)
M	19263	38～42cm	32～37cm	1コ	¥8,580(¥7,800)
S	19264	35～38cm	31～35cm	1コ	¥8,580(¥7,800)
SS	19265	32～35cm	29～33cm	1コ	¥8,580(¥7,800)

固定力中 ニーケアー・OA 2 Kneecare-OA 2

クロスベルト・側方支持付膝サポーター



●大腿部内側、膝部外側、下腿部内側の3点支持で、膝関節の外側動揺をサポートします。

種類	商品コードNo.	規格		1函入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
		大腿周囲	膝周囲		
右	LL 19241	46～50cm	35～41cm	1コ	¥9,240(¥8,400)
	L 19242	42～46cm	34～39cm	1コ	¥9,240(¥8,400)
	M 19243	38～42cm	32～37cm	1コ	¥9,240(¥8,400)
	S 19244	35～38cm	31～35cm	1コ	¥9,240(¥8,400)
	SS 19245	32～35cm	29～33cm	1コ	¥9,240(¥8,400)
左	LL 19251	46～50cm	35～41cm	1コ	¥9,240(¥8,400)
	L 19252	42～46cm	34～39cm	1コ	¥9,240(¥8,400)
	M 19253	38～42cm	32～37cm	1コ	¥9,240(¥8,400)
	S 19254	35～38cm	31～35cm	1コ	¥9,240(¥8,400)
	SS 19255	32～35cm	29～33cm	1コ	¥9,240(¥8,400)

固定力強 ニーケアー・OA 3 Kneecare-OA 3

クロスベルト・側方制限付膝サポーター



●大腿部内側、膝部外側、下腿部内側の3点支持とアルミステーで、膝関節の外側動揺をしっかり抑制します。

種類	商品コードNo.	規格		1函入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
		大腿周囲	膝周囲		
右	LL 19221	46～50cm	35～41cm	1コ	¥10,560(¥9,600)
	L 19222	42～46cm	34～39cm	1コ	¥10,560(¥9,600)
	M 19223	38～42cm	32～37cm	1コ	¥10,560(¥9,600)
	S 19224	35～38cm	31～35cm	1コ	¥10,560(¥9,600)
	SS 19225	32～35cm	29～33cm	1コ	¥10,560(¥9,600)
左	LL 19231	46～50cm	35～41cm	1コ	¥10,560(¥9,600)
	L 19232	42～46cm	34～39cm	1コ	¥10,560(¥9,600)
	M 19233	38～42cm	32～37cm	1コ	¥10,560(¥9,600)
	S 19234	35～38cm	31～35cm	1コ	¥10,560(¥9,600)
	SS 19235	32～35cm	29～33cm	1コ	¥10,560(¥9,600)

サイズの選定は41ページをご覧ください

OA膝サポーター

OAライト・プロ OA Light-Pro

膝サポーター



- 装着者自身がフィット感を調整できる、オープンフロントタイプです。
- 伸縮性の異なる素材を用いたハイブリッド構造でフィット性に優れ、ストレスなく継続的な装着が可能です。

種類	商品コードNo.	規格		1函入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
		大腿周囲	膝周囲		
LL	18821	46～50cm	35～40cm	1コ	¥5,676(¥5,160)
L	18822	42～46cm	34～39cm	1コ	¥5,676(¥5,160)
M	18823	38～42cm	32～37cm	1コ	¥5,676(¥5,160)
S	18824	35～38cm	31～35cm	1コ	¥5,676(¥5,160)
SS	18825	32～35cm	29～33cm	1コ	¥5,676(¥5,160)

OAシームレス・プロ OA Seamless-Pro

膝サポーター



- 違和感のある箇所に圧迫パッド(色の濃い部分)の向きを合わせて履くだけの簡単装着です。
- 左右兼用で内側・外側にも使用可能です。

種類	商品コードNo.	規格 (膝周囲)	1函入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
M～L	18831	32.0～37.5cm	1コ	¥2,376(¥2,160)
SS～S	18832	31.0～35.0cm	1コ	¥2,376(¥2,160)

サイズの選定は41ページをご覧ください

膝装具

ニーケア／ニーケア・OAシリーズ 支持構造早見表

膝サポーター		OA膝サポーター	
<p>ニーケア・ACL</p> <p>前方動揺抑制 ○ 側方動揺抑制 ○ アルミステー</p>		<p>固定力を選ぶタイプ</p>	
<p>ニーケア・クロスベルト</p> <p>側方動揺抑制 ○ 大腿部圧迫 ○ アルミステー</p>		<p>ニーケア・OA1</p> <p>固定力 弱 側方支持 ○ アルミステー</p>	<p>簡易的で着け心地がよいタイプ</p> <p>OAライト・プロ</p> <p>スパイラルステー</p>
<p>ニーケア・MCL</p> <p>内側動揺抑制 ○ 側方動揺抑制 ○ アルミステー</p>		<p>ニーケア・OA2</p> <p>固定力 中 側方支持 ○ 3点支持 ○ スパイラルステー</p>	<p>OAシームレス・プロ</p> <p>ステーなし</p>
<p>ニーケア・PCL</p> <p>後方動揺抑制 ○ 側方動揺抑制 ○ アルミステー</p>		<p>ニーケア・OA3</p> <p>固定力 強 側方支持 ○ 3点支持 ○ アルミステー</p>	<p>ステー素材</p> <p>アルミステー</p> <p>オフセットジョイント構造のアルミステーが膝関節の側方動揺と過伸展を抑制</p> <p>スパイラルステー</p> <p>網目状のプラスチックステーは、軽く、薄く、動きに追従する柔軟性があり、支持性を保持</p>

膝バンド

シュラッテルバンド® Schlatter Band

膝バンド



- バッドの圧迫により、脛骨結節部への牽引力を低減させます。
- コンパクトなベルトタイプで、装着中も邪魔になりません。

種類	商品コードNo.	規格		1袋入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
		膝下周囲	幅×長さ		
—	19851	28～34cm	3cm×42cm	1コ	¥1,980(¥1,800)

サイズの選定は41ページをご覧ください

膝関節支持帯

ニーブレース Kneebrace

伸展位膝関節支持帯



- 脚や膝を置く目印として本体生地に青いステッチが搭載されています。
- サイドステー部および膝窩部の当たり緩衝のためパッドを本体に内蔵しています。

種類	商品コードNo.	規格		1函入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
		大腿周囲	長さ		
LL	20851	54～61cm	49.5cm	1コ	¥8,470(¥7,700)
L	20852	47～54cm	49.5cm	1コ	¥8,470(¥7,700)
M	20853	40～47cm	49.5cm	1コ	¥8,470(¥7,700)
S	20854	33～40cm	49.5cm	1コ	¥8,470(¥7,700)
ショートLL	20861	54～61cm	37.5cm	1コ	¥8,470(¥7,700)
ショートL	20862	47～54cm	37.5cm	1コ	¥8,470(¥7,700)
ショートM	20863	40～47cm	37.5cm	1コ	¥8,470(¥7,700)
ショートS	20864	33～40cm	37.5cm	1コ	¥8,470(¥7,700)

ニーブレース・FX Kneebrace FX

軽度屈曲位膝関節支持帯



種類	商品コードNo.	規格		1函入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
		大腿周囲	長さ		
3L	20871	61～68cm	49.5cm	1コ	¥9,680(¥8,800)
LL	20872	54～61cm	49.5cm	1コ	¥9,680(¥8,800)
L	20873	47～54cm	49.5cm	1コ	¥9,680(¥8,800)
M	20874	40～47cm	49.5cm	1コ	¥9,680(¥8,800)
S	20875	33～40cm	49.5cm	1コ	¥9,680(¥8,800)

サイズの選定は41ページをご覧ください

足関節装具

アンクル シリーズ テーピングとサポーターの機能を融合、
的確で快適な装着を実現。

足関節

固定力弱 アンクルクロス Anklecross

足関節動揺制限バンド



●面ファスナーによる3ステップの簡単な操作でスピーディーに装着できます。

種類	商品コードNo.	規格		1袋入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
		適応範囲(足長)	幅×長さ		
ブラック	16961	21~30cm	8cm×55cm	1枚	¥1,320(¥1,200)
ベージュ	16971	21~30cm	8cm×55cm	1枚	¥1,320(¥1,200)



固定力弱 アンクルライト Anklelight

足関節動揺制限付サポーター



●フィギュアエイトにより、軽度の固定力が簡便に得られます。

●2本のクロスベルトにより、内反・外反固定力を調整できます。

種類	商品コードNo.	規格		1函入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
		甲周囲	足長		
右	LL 14634	27.5~29.5cm	28.5~30.5cm	1コ	¥4,235(¥3,850)
	L 14631	25.0~27.5cm	26.5~28.5cm	1コ	¥4,235(¥3,850)
	M 14632	22.5~25.0cm	24.5~26.5cm	1コ	¥4,235(¥3,850)
	S 14633	20.0~22.5cm	22.5~24.5cm	1コ	¥4,235(¥3,850)
左	LL 14644	27.5~29.5cm	28.5~30.5cm	1コ	¥4,235(¥3,850)
	L 14641	25.0~27.5cm	26.5~28.5cm	1コ	¥4,235(¥3,850)
	M 14642	22.5~25.0cm	24.5~26.5cm	1コ	¥4,235(¥3,850)
	S 14643	20.0~22.5cm	22.5~24.5cm	1コ	¥4,235(¥3,850)

固定力中 アンクルソフト Anklesoft

足関節動揺制限付サポーター



●フィギュアエイトとVロックの組み合わせにより、底背屈運動を妨げません。

種類	商品コードNo.	規格		1函入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
		甲周囲	足長		
右	LL 14614	27.5~29.5cm	28.5~30.5cm	1コ	¥6,655(¥6,050)
	L 14611	25.0~27.5cm	26.5~28.5cm	1コ	¥6,655(¥6,050)
	M 14612	22.5~25.0cm	24.5~26.5cm	1コ	¥6,655(¥6,050)
	S 14613	20.0~22.5cm	22.5~24.5cm	1コ	¥6,655(¥6,050)
左	LL 14624	27.5~29.5cm	28.5~30.5cm	1コ	¥6,655(¥6,050)
	L 14621	25.0~27.5cm	26.5~28.5cm	1コ	¥6,655(¥6,050)
	M 14622	22.5~25.0cm	24.5~26.5cm	1コ	¥6,655(¥6,050)
	S 14623	20.0~22.5cm	22.5~24.5cm	1コ	¥6,655(¥6,050)

固定力強 アンクルサポート Anklesupport

足関節動揺制限付サポーター



●フィギュアエイトとスターアップで関節の不安定性を低減します。

●足底ストラップがスターアップを強化します。またステーの脱着により、固定力の調整が可能です。

種類	商品コードNo.	規格		1函入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
		甲周囲	足長		
右	LL 14594	27.5~29.5cm	28.5~30.5cm	1コ	¥7,150(¥6,500)
	L 14591	25.0~27.5cm	26.5~28.5cm	1コ	¥7,150(¥6,500)
	M 14592	22.5~25.0cm	24.5~26.5cm	1コ	¥7,150(¥6,500)
	S 14593	20.0~22.5cm	22.5~24.5cm	1コ	¥7,150(¥6,500)
左	LL 14604	27.5~29.5cm	28.5~30.5cm	1コ	¥7,150(¥6,500)
	L 14601	25.0~27.5cm	26.5~28.5cm	1コ	¥7,150(¥6,500)
	M 14602	22.5~25.0cm	24.5~26.5cm	1コ	¥7,150(¥6,500)
	S 14603	20.0~22.5cm	22.5~24.5cm	1コ	¥7,150(¥6,500)

サイズの選定は41ページをご覧ください

足関節

固定力中 アンクルフィット Anklefit

足関節動揺制限付サポーター



















- フィギュアエイトとスターアップで関節の不安定性を低減します。
- 極薄のネオプレン生地により、優れたフィット性を提供します。

種類	商品コードNo.	規格 (足長)	1函入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
右	LL 13764	28.5~30.5cm	1コ	¥7,150(¥6,500)
	L 13761	26.5~28.5cm	1コ	¥7,150(¥6,500)
	M 13762	24.5~26.5cm	1コ	¥7,150(¥6,500)
	S 13763	22.5~24.5cm	1コ	¥7,150(¥6,500)
左	LL 13774	28.5~30.5cm	1コ	¥7,150(¥6,500)
	L 13771	26.5~28.5cm	1コ	¥7,150(¥6,500)
	M 13772	24.5~26.5cm	1コ	¥7,150(¥6,500)
	S 13773	22.5~24.5cm	1コ	¥7,150(¥6,500)

サイズの選定は41ページをご覧ください

テーピング理論に基づいたアンクルシリーズ

アンクルクロス	アンクルライト	アンクルソフト	アンクルサポート	アンクルフィット
	+  フィギュアエイト [クロスベルト] 距骨の前方動揺制限			
	+  サーキュラー 関節全体の安定性向上			
		+  Vロック [Vロックステー] 内外反の制限	+  スターアップ [I型プラスチックステー] 内外反の制限	
トータル固定力 ※シリーズ内商品による比較となります。				
強			ステー装着時	ステー装着時
中				
弱				
	 	  	  	  
簡単・スピーディーに装着	固定力を調整可能	底背屈がスムーズ	的確なサポート力・固定力	シューズの着用が容易

圧迫固定からガーゼ固定まで
広汎な用途に対応する包帯です。

チューブ包帯

伸縮ネット包帯

プレスネット® Presnet

伸縮ネット包帯



- かぶせるだけで、簡単・スピーディーな包帯処置が可能です。
- 種類が豊富で、指から体幹まであらゆる部位に対応できます。

種類	商品コードNo.	規格		1函入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
		幅×伸長	適応部位		
1号	11671	0.7cm×25m	指	1巻	¥704(¥640)
1.5号	11672	1.0cm×25m	指	1巻	¥946(¥860)
2号	11673	1.6cm×25m	手、足	1巻	¥1,177(¥1,070)
3号	11674	3.2cm×25m	腕、肩、下腿	1巻	¥2,002(¥1,820)
4号	11675	4.2cm×25m	大腿	1巻	¥2,827(¥2,570)
5号	11676	5.0cm×25m	頭	1巻	¥3,762(¥3,420)
6号	11677	6.2cm×25m	胸、腹、腰	1巻	¥4,708(¥4,280)
7号	11678	7.5cm×25m	体幹	1巻	¥5,533(¥5,030)

巻軸包帯

弾力包帯

エラスコット® Elascot

オールコットン弾力包帯



- 綿100%で肌触りがよく、吸湿性に優れています。
- 独自の強撚加工を施した綿糸が、優れた弾力性を発揮します。
- 強い固定力を必要とする場合に適しています。

種類	商品コードNo.	規格 (幅×伸長)	1函入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
2号	11621	5.0cm×4.5m	6巻	¥1,650(¥1,500)
3号	11622	7.5cm×4.5m	6巻	¥2,354(¥2,140)
4号	11623	10.0cm×4.5m	6巻	¥2,948(¥2,680)
7号	11624	17.5cm×4.5m	6巻	¥4,939(¥4,490)

伸縮性包帯

ハイスパン® Highspan

スパンデックス伸縮性包帯



- 肘や膝などの屈曲部にもフィットし、体動を妨げません。
- 表面の凹凸により、巻きずれしにくくなっています。

種類	商品コードNo.	規格 (幅×伸長)	1函入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
2号	11641	5.0cm×9.0m	10巻	¥1,650(¥1,500)
3号	11642	7.5cm×9.0m	10巻	¥2,233(¥2,030)
4号	11643	9.0cm×9.0m	10巻	¥2,706(¥2,460)

巻軸包帯

自着性包帯

自着包帯・フィックス Fixation-Cohesive

自着性包帯



- 包帯同士の自着性により、ズレやゆるみがなく、関節部や頭部など巻きにくい部位でも、しっかり固定します。
- 皮膚・毛髪には付着しないため、剥離刺激がありません。
- 繊維構造の伸縮糸による優れた伸縮性があります。

一般的な使用例 ガーゼ固定等

種類	商品コードNo.	規格 (幅×伸長)	1函入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
1号	17151	2.5cm×4m	10巻	¥1,738(¥1,580)
2号	17152	5.0cm×4m	10巻	¥2,893(¥2,630)
3号	17153	8.0cm×4m	10巻	¥3,124(¥2,840)

自着包帯・サポート Support-Cohesive

自着性包帯



- 包帯同士の自着性により、ズレやゆるみがなく、関節部や頭部など巻きにくい部位でも、しっかり固定します。
- 皮膚・毛髪には付着しないため、剥離刺激がありません。
- ウェーブ構造による適度な伸縮性と軽度の圧迫力があります。

一般的な使用例 副木固定、関節捻挫固定等

種類	商品コードNo.	規格 (幅×伸長)	1函入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
1号	17161	2.5cm×4.5m	10巻	¥2,079(¥1,890)
2号	17162	5.0cm×4.5m	10巻	¥4,158(¥3,780)
3号	17163	7.6cm×4.5m	10巻	¥5,544(¥5,040)
4号	17164	10.0cm×4.5m	10巻	¥6,468(¥5,880)

自着包帯・コンプレッション Compression-Cohesive

自着性包帯



- 包帯同士の自着性により、ズレやゆるみがなく、関節部や頭部など巻きにくい部位でも、しっかり固定します。
- 皮膚・毛髪には付着しないため、剥離刺激がありません。
- 強撚加工により優れた弾力性があります。

一般的な使用例 関節捻挫固定、脱臼後の関節固定・静脈瘤手術後の圧迫固定等

種類	商品コードNo.	規格 (幅×伸長)	1函入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
2号	17171	6.0cm×4.5m	10巻	¥6,237(¥5,670)
3号	17172	8.0cm×4.5m	10巻	¥7,392(¥6,720)
4号	17173	10.0cm×4.5m	10巻	¥8,547(¥7,770)

用途・部位に合わせた粘着力と伸縮性を選択できるサージカルテープです。

サージカルテープ

伸縮サージカルテープ

粘着力 高 エラテックス® Elatex

粘着性弾力包帯



- 綿100%強撚糸の優れた弾力性により、強い圧迫固定が可能です。
- 皮膚刺激の少ないゴム系粘着剤を使用、的確な固定力が得られます。

種類	商品コードNo.	規格 (幅×伸長)	1パック 入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
3号	11881	2.5cm×5m	12巻	¥4,235(¥3,850)
4号	11882	3.8cm×5m	8巻	¥4,235(¥3,850)
5号	11883	5.0cm×5m	6巻	¥4,235(¥3,850)
7号	11884	7.5cm×5m	4巻	¥4,235(¥3,850)
10号	11885	10.0cm×5m	3巻	¥4,235(¥3,850)

粘着力 中 シルキーテックス Silkytex

粘着性伸縮包帯



- 屈曲部位にフィットする伸縮性と安定した粘着力です。
- ガーゼ固定から軽度の圧迫固定まで、広汎な用途に対応します。
- カラーは2色、用途や部位に合わせて選択できます。

種類	商品コードNo.	規格 (幅×実長)	1パック 入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
ホワイト	1号	1.25cm×5m	24巻	¥3,762(¥3,420)
	3号	2.5cm×5m	12巻	¥3,762(¥3,420)
	4号	3.8cm×5m	8巻	¥3,762(¥3,420)
	5号	5.0cm×5m	6巻	¥3,762(¥3,420)
	7号	7.5cm×5m	4巻	¥3,762(¥3,420)
	10号	10.0cm×5m	3巻	¥3,762(¥3,420)
	R-3号	2.5cm×5m	2巻	¥748(¥680)
	R-5号	5.0cm×5m	1巻	¥748(¥680)
	R-7号	7.5cm×5m	1巻	¥1,133(¥1,030)
	R-5号	5.0cm×5m	1巻	¥748(¥680)
ベージュ	3号	2.5cm×5m	12巻	¥3,762(¥3,420)
	4号	3.8cm×5m	8巻	¥3,762(¥3,420)
	5号	5.0cm×5m	6巻	¥3,762(¥3,420)
	7号	7.5cm×5m	4巻	¥3,762(¥3,420)
	10号	10.0cm×5m	3巻	¥3,762(¥3,420)
	R-3号	2.5cm×5m	2巻	¥748(¥680)
	R-5号	5.0cm×5m	1巻	¥748(¥680)
	R-5号	5.0cm×5m	1巻	¥748(¥680)

粘着力 低 シルキーポア® Silkypore

粘着性伸縮ガーゼ包帯




- 高通気性のメッシュ状不織布を使用し、皮膚呼吸を妨げません。
- 適度な柔軟性をもち、曲部への貼付も容易です。
- カラーは2色、用途や部位に合わせて選択できます。

種類	商品コードNo.	規格 (幅×実長)	1パック 入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
ホワイト	1号	1.25cm×10m	24巻	¥4,708(¥4,280)
	3号	2.5cm×10m	12巻	¥4,708(¥4,280)
	5号	5.0cm×10m	6巻	¥4,708(¥4,280)
	7号	7.5cm×10m	4巻	¥4,708(¥4,280)
	10号	10.0cm×10m	3巻	¥4,708(¥4,280)
	15号	15.0cm×10m	2巻	¥4,708(¥4,280)
	30号	30.0cm×10m	1巻	¥4,708(¥4,280)
	R-3号	2.5cm×10m	2巻	¥946(¥860)
	R-5号	5.0cm×10m	1巻	¥946(¥860)
	R-7号	7.5cm×10m	1巻	¥1,408(¥1,280)
ベージュ	3号	2.5cm×10m	12巻	¥4,708(¥4,280)
	5号	5.0cm×10m	6巻	¥4,708(¥4,280)
	7号	7.5cm×10m	4巻	¥4,708(¥4,280)
	10号	10.0cm×10m	3巻	¥4,708(¥4,280)

サージカルテープ

サージカルテープの特性



非伸縮サージカルテープ

シルキーライト[®] SilkyLite

不織布サージカルテープ



- 手で切ることができるため、処置が簡便に行えます。
- ガーゼやチューブ固定に最適なサイズが揃っています。

種類	商品コードNo.	規格 (幅×実長)	1箱入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
0.5号	11971	1.25cm×9m	24巻	¥2,662(¥2,420)
1号	11972	2.5cm×9m	12巻	¥2,662(¥2,420)
2号	11973	5.0cm×9m	6巻	¥2,662(¥2,420)

サージカルテープ／サージカルフィルム

サージカルフィルム

サージカルフィルム

マルチフィックス[®]・ロール Multi Fix-Roll

透湿・防水性フィルムロール



- ロール状なので、部位や用途に合わせ自由な長さにカットできます。
- 柔軟な支持フィルムにより、シワになりにくい貼付が可能で、シャワー浴などでの防水が可能です。


種類	商品コードNo.	規格 (幅×実長)	1箱入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
5号	17821	5.0cm×10m	1巻	¥2,376(¥2,160)
7号	17822	7.5cm×10m	1巻	¥3,333(¥3,030)
10号	17823	10.0cm×10m	1巻	¥4,279(¥3,890)
15号	17824	16.0cm×10m	1巻	¥5,709(¥5,190)

創傷の保護、治療の促進、
目的に合わせて選択できるドレッシング材です。

ドレッシング材

ベーシックドレッシング

シルキーポア®ドレッシング Silky-pore Dressing 創傷用粘着ドレッシング




- 高通気性のメッシュ状不織布を使用し、皮膚呼吸を妨げません。
- 適度な柔軟性をもち、凹凸のある部位にもフィットします。

種類	商品コードNo.	規格		1函入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
		粘着部サイズ	吸収部サイズ		
1号	12008	4.0cm× 6.0cm	2.0cm× 3.5cm	100枚	¥1,848(¥1,680)
1号(20枚入り)	15571	4.0cm× 6.0cm	2.0cm× 3.5cm	20枚	¥418(¥380)
2号	12001	5.0cm× 7.5cm	2.0cm× 4.0cm	50枚	¥1,848(¥1,680)
2号(20枚入り)	15572	5.0cm× 7.5cm	2.0cm× 4.0cm	20枚	¥814(¥740)
3号	12002	6.0cm×10.0cm	3.0cm× 6.5cm	50枚	¥2,079(¥1,890)
4号	12003	10.0cm×13.0cm	4.0cm× 6.5cm	20枚	¥1,617(¥1,470)
5号	12004	10.0cm×16.0cm	5.0cm×10.0cm	20枚	¥2,079(¥1,890)
6号	12005	10.0cm×21.0cm	5.0cm×15.0cm	20枚	¥2,541(¥2,310)
7号	12006	10.0cm×26.0cm	5.0cm×20.0cm	20枚	¥3,124(¥2,840)
8号	12007	10.0cm×31.0cm	5.0cm×25.0cm	20枚	¥3,696(¥3,360)

EOG滅菌済
STERILE

一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X00207000013

デルマポア®ドレッシング Dermapore Dressing 創傷用粘着ドレッシング



- 透湿・防水性で、水分や外部の汚染から創を保護します。
- 適度な柔軟性をもち、凹凸のある部位にもフィットします。
- 半透明のため、パッド部の汚染状態が確認できます。


種類	商品コードNo.	規格		1函入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
		粘着部サイズ	吸収部サイズ		
1号	11991	4.0cm× 6.0cm	2.0cm× 3.5cm	100枚	¥2,079(¥1,890)
1号(20枚入り)	15561	4.0cm× 6.0cm	2.0cm× 3.5cm	20枚	¥462(¥420)
2号	11992	5.0cm× 7.5cm	2.0cm× 4.0cm	50枚	¥2,310(¥2,100)
2号(20枚入り)	15562	5.0cm× 7.5cm	2.0cm× 4.0cm	20枚	¥1,012(¥920)
3号	11993	6.0cm×10.0cm	3.0cm× 6.5cm	50枚	¥2,541(¥2,310)
4号	11994	10.0cm×13.0cm	4.0cm× 6.5cm	20枚	¥2,079(¥1,890)
5号	11995	10.0cm×16.0cm	5.0cm×10.0cm	20枚	¥2,541(¥2,310)
6号	11996	10.0cm×21.0cm	5.0cm×15.0cm	20枚	¥3,696(¥3,360)
7号	11997	10.0cm×26.0cm	5.0cm×20.0cm	20枚	¥4,158(¥3,780)
8号	11998	10.0cm×31.0cm	5.0cm×25.0cm	20枚	¥5,203(¥4,730)

EOG滅菌済
STERILE

一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X00207000014

ポストオパドレッシング

カラヤヘッシブ・クリアータイプ Karayahesive ハイドロコロイド創傷被覆材



- 透明性に優れているので、貼ったまま創の経過観察が行えます。
- 適度な柔らかさと密着力により、関節部位や凹凸部にも、ずれずに使用できます。
- 適度な滲出液吸収力で、正常皮膚の浸軟を軽減します。

種類	商品コードNo.	規格		1函入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
		サイズ	基材		
C-2号	15185	5.0cm×5.0cm	ウレタンフィルム	30枚	¥6,072(¥5,520)
C-3号	15181	7.5cm×5.0cm	ウレタンフィルム	10枚	¥4,763(¥4,330)
C-6号	15182	15.0cm×5.0cm	ウレタンフィルム	10枚	¥5,951(¥5,410)
C-9号	15183	22.5cm×5.0cm	ウレタンフィルム	10枚	¥7,744(¥7,040)
C-12号	15184	30.0cm×5.0cm	ウレタンフィルム	10枚	¥8,327(¥7,570)


EOG滅菌済
STERILE

管理医療機器／医療機器承認番号：21100BZZ00468000

ポストオペドレッシング

クリアヘッシブ® Clearhesive

ハイドロコロイド創傷被覆材



- 厚みの薄いハイドロコロイドを使用した縫合創用ドレッシングです。
- 吸水スピードに優れたハイドロコロイドを使用しているため、滲出液や血液が出やすい術直後から貼付可能です。
- 耐水性に優れ、シャワー浴なども、貼付したまま行うことができます。

種類	商品コードNo.	規格	1函入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
2号	19381	5.0cm×5.0cm	30枚	¥6,072(¥5,520)
3号	19382	7.5cm×5.0cm	10枚	¥4,763(¥4,330)
6号	19383	15.0cm×5.0cm	10枚	¥5,951(¥5,410)
9号	19384	22.5cm×5.0cm	10枚	¥7,744(¥7,040)
12号	19385	30.0cm×5.0cm	10枚	¥8,327(¥7,570)


Y線滅菌済
STERILE

一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X00207000060

アドバンスドドレッシング

エスアイエイド® SI-Aid

創傷用シリコーンゲルドレッシング



- 皮膚に密着するシリコーンゲルメッシュと吸収層が一体構造になった創傷用ドレッシングです。
- シリコーン系の粘着剤で皮膚に密着し、交換時などの剥離刺激を低減します。
- 簡単にカットができ、皮膚に密着するため1人での作業も簡単に行えます。


種類	商品コードNo.	規格	1函入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
3号	18751	75mm× 75mm	50枚	¥11,880(¥10,800)
5号	18752	100mm×100mm	50枚	¥15,455(¥14,050)
7号	18753	100mm×200mm	30枚	¥18,546(¥16,860)
10号	18754	200mm×300mm	10枚	¥17,842(¥16,220)
11号	18755	300mm×550mm	5枚	¥17,842(¥16,220)

EOG滅菌済
STERILE

一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X00207000052

バイオヘッシブ® Ag Biohesive Ag

抗菌性ハイドロコロイド創傷被覆材



- スルファジアジン銀を配合した抗菌性ハイドロコロイドドレッシングです。
- 創傷面の菌の増殖を抑え、滲出液を吸収・保持することで、創傷治療に適した衛生環境を提供します。

種類	商品コードNo.	規格	保険算定 面積	1函入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
1号	18941	60mm× 60mm	36cm ²	10枚	¥5,148(¥4,680)
3号	18942	100mm×100mm	100cm ²	10枚	¥14,278(¥12,980)
5号	18943	150mm×150mm	225cm ²	5枚	¥16,071(¥14,610)
6号	18944	200mm×200mm	400cm ²	5枚	¥28,556(¥25,960)
トライアングル1号	18951	100mm(底辺)×130mm(高さ)	65cm ²	5枚	¥4,642(¥4,220)
トライアングル2号	18952	150mm(底辺)×150mm(高さ)	112.5cm ²	5枚	¥8,030(¥7,300)

Y線滅菌済
STERILE

▶ 保険適用 *3 高度管理医療機器／医療機器承認番号：22300BZX00001000

日本人の体型データに基づいて
設計した医療用弾性ストッキングです。

患者さんへの指導にお役立ていただける情報と
サポートツールをご用意しております。

詳しくはWebサイトをご覧ください。[アンシルク](#) [検索](#)



弾性ストッキング

アンシルク[®] シリーズ

幅広いサイズと豊富な形状から
適切なタイプをお選びいただけます。

弾性ストッキング 圧迫圧 27hPa 20mmHg

アンシルク[®]・2 Ansilk-2

●足首の圧迫圧は27hPa(20mmHg)で、中程度の圧迫が得られます。



ハイソックス

つま先あり

種類	商品 コードNo.	1箇 入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
ソックス	LL 18461	1足	¥3,817 (¥3,470)
	L 18462	1足	¥3,817 (¥3,470)
	M 18463	1足	¥3,817 (¥3,470)
	S 18464	1足	¥3,817 (¥3,470)
	SS 18465	1足	¥3,817 (¥3,470)
ソックス	LL 18471	1足	¥3,817 (¥3,470)
	L 18472	1足	¥3,817 (¥3,470)
	M 18473	1足	¥3,817 (¥3,470)
	S 18474	1足	¥3,817 (¥3,470)
	SS 18475	1足	¥3,817 (¥3,470)

ストッキング(両足)

つま先あり

種類	商品 コードNo.	1箇 入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
ソックス	LL 18481	1足	¥4,389 (¥3,990)
	L 18482	1足	¥4,389 (¥3,990)
	M 18483	1足	¥4,389 (¥3,990)
	S 18484	1足	¥4,389 (¥3,990)
	SS 18485	1足	¥4,389 (¥3,990)
ソックス	LL 18491	1足	¥4,389 (¥3,990)
	L 18492	1足	¥4,389 (¥3,990)
	M 18493	1足	¥4,389 (¥3,990)
	S 18494	1足	¥4,389 (¥3,990)
	SS 18495	1足	¥4,389 (¥3,990)

バンティーストッキング

つま先あり

種類	商品 コードNo.	1箇 入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
ソックス	LL 18511	1足	¥5,544 (¥5,040)
	L 18512	1足	¥5,544 (¥5,040)
	M 18513	1足	¥5,544 (¥5,040)
	S 18514	1足	¥5,544 (¥5,040)
	SS 18515	1足	¥5,544 (¥5,040)
ソックス	LL 18521	1足	¥5,544 (¥5,040)
	L 18522	1足	¥5,544 (¥5,040)
	M 18523	1足	¥5,544 (¥5,040)
	S 18524	1足	¥5,544 (¥5,040)
	SS 18525	1足	¥5,544 (¥5,040)

マタニティー

つま先あり

種類	商品 コードNo.	1箇 入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
ソックス	LL 18531	1足	¥6,930 (¥6,300)
	L 18532	1足	¥6,930 (¥6,300)
	M 18533	1足	¥6,930 (¥6,300)
	S 18534	1足	¥6,930 (¥6,300)
	SS 18535	1足	¥6,930 (¥6,300)

ハイソックス

つま先なし

種類	商品 コードNo.	1箇 入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
ソックス	LL 20271	1足	¥3,817 (¥3,470)
	L 20272	1足	¥3,817 (¥3,470)
	M 20273	1足	¥3,817 (¥3,470)
	S 20274	1足	¥3,817 (¥3,470)
	SS 20275	1足	¥3,817 (¥3,470)
ソックス	LL 20281	1足	¥3,817 (¥3,470)
	L 20282	1足	¥3,817 (¥3,470)
	M 20283	1足	¥3,817 (¥3,470)
	S 20284	1足	¥3,817 (¥3,470)
	SS 20285	1足	¥3,817 (¥3,470)

ストッキング(片足)

つま先あり

種類	商品 コードNo.	1箇 入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
ソックス	LL 18501	1枚	¥2,541 (¥2,310)
	L 18502	1枚	¥2,541 (¥2,310)
	M 18503	1枚	¥2,541 (¥2,310)
	S 18504	1枚	¥2,541 (¥2,310)
	SS 18505	1枚	¥2,541 (¥2,310)

妊婦さんのための 専用設計

- マチのついたゆとりのある立体設計で、大切な腹部をやさしく包み込みます。
- ウエストベルトはボタンでサイズ調節が可能です。妊娠中の腹部周径の変化に対応します。



一般医療機器 / 医療機器届出番号: 13B1X00207000049

サイズ選びのポイント

サイズ計測の手順


1 足首、ふくらはぎ、大腿の3つの部位の周囲をメジャーで計測し、サイズ表から適合するサイズをお選びください。

2 1で適合するサイズが2つあった場合は、足首周囲が適応範囲の中央値に近いサイズをお選びください。

サイズ表(単位:cm)

該当 サイズ	足首 周囲	ふくらはぎ 周囲	大腿 周囲
LL	23~27	40~46	55~64
L	21~25	36~42	50~59
M	19~23	32~38	47~56
S	17~21	28~34	44~53
SS	15~19	24~30	40~49

形状と計測部位



弾性ストッキング 圧迫圧27hPa 20mmHg

アンシルク®2 ブライト Ansilk-2 Bright

- 足首の圧迫圧は27hPa(20mmHg)で、中程度の圧迫が得られます。
- 明るく透明感のある薄手生地で、日常生活でも自然に着用いただけます。



ハイソックス つま先あり

パンティーストッキング つま先あり

種類	商品コードNo.	1函入数	メーカー希望小売価格(本体価格)
ホワイト	L 18541	1足	¥3,817 (¥3,470)
	M 18542	1足	¥3,817 (¥3,470)
	S 18543	1足	¥3,817 (¥3,470)
クリアベージュ	L 18551	1足	¥3,817 (¥3,470)
	M 18552	1足	¥3,817 (¥3,470)
	S 18553	1足	¥3,817 (¥3,470)
ナチュールベージュ	L 18561	1足	¥3,817 (¥3,470)
	M 18562	1足	¥3,817 (¥3,470)
	S 18563	1足	¥3,817 (¥3,470)
ブラック	L 18571	1足	¥3,817 (¥3,470)
	M 18572	1足	¥3,817 (¥3,470)
	S 18573	1足	¥3,817 (¥3,470)

種類	商品コードNo.	1函入数	メーカー希望小売価格(本体価格)
ホワイト	L 18581	1足	¥5,544 (¥5,040)
	M 18582	1足	¥5,544 (¥5,040)
	S 18583	1足	¥5,544 (¥5,040)
クリアベージュ	L 18591	1足	¥5,544 (¥5,040)
	M 18592	1足	¥5,544 (¥5,040)
	S 18593	1足	¥5,544 (¥5,040)
ナチュールベージュ	L 18601	1足	¥5,544 (¥5,040)
	M 18602	1足	¥5,544 (¥5,040)
	S 18603	1足	¥5,544 (¥5,040)
ブラック	L 18611	1足	¥5,544 (¥5,040)
	M 18612	1足	¥5,544 (¥5,040)
	S 18613	1足	¥5,544 (¥5,040)

一般医療機器 / 医療機器届出番号: 13B1X00207000050

アンシルク®2 ソックス Ansilk-2 Socks

- 足首の圧迫圧は27hPa(20mmHg)で、中程度の圧迫が得られます。
- 綿混素材の靴下タイプで、男女ともに日常生活で着用いただけます。



種類	商品コードNo.	1函入数	メーカー希望小売価格(本体価格)
ブラック	LL 20111	1足	¥4,213 (¥3,830)
	L 20112	1足	¥4,213 (¥3,830)
	M 20113	1足	¥4,213 (¥3,830)
	S 20114	1足	¥4,213 (¥3,830)

一般医療機器 / 医療機器届出番号: 13B1X00207000069

弾性ストッキング 圧迫圧40hPa 30mmHg

アンシルク®3 Ansilk-3

- 足首の圧迫圧は40hPa(30mmHg)で、強い圧迫が得られます。
- 強い圧迫によるつま先の圧迫を軽減できるよう、つま先が開いています。



ハイソックス つま先なし

ストッキング つま先なし

種類	商品コードNo.	1函入数	メーカー希望小売価格(本体価格)
ホワイト	LL 18621	1足	¥4,158 (¥3,780)
	L 18622	1足	¥4,158 (¥3,780)
	M 18623	1足	¥4,158 (¥3,780)
クリアベージュ	S 18624	1足	¥4,158 (¥3,780)
	SS 18625	1足	¥4,158 (¥3,780)
ナチュールベージュ	LL 18631	1足	¥4,158 (¥3,780)
	L 18632	1足	¥4,158 (¥3,780)
	M 18633	1足	¥4,158 (¥3,780)
ブラック	S 18634	1足	¥4,158 (¥3,780)
	SS 18635	1足	¥4,158 (¥3,780)

種類	商品コードNo.	1函入数	メーカー希望小売価格(本体価格)
ホワイト	LL 18641	1足	¥4,851 (¥4,410)
	L 18642	1足	¥4,851 (¥4,410)
	M 18643	1足	¥4,851 (¥4,410)
クリアベージュ	S 18644	1足	¥4,851 (¥4,410)
	SS 18645	1足	¥4,851 (¥4,410)
ナチュールベージュ	LL 18651	1足	¥4,851 (¥4,410)
	L 18652	1足	¥4,851 (¥4,410)
	M 18653	1足	¥4,851 (¥4,410)
ブラック	S 18654	1足	¥4,851 (¥4,410)
	SS 18655	1足	¥4,851 (¥4,410)

一般医療機器 / 医療機器届出番号: 13B1X00207000051

ストッキング吊り具

アンシルク®ガーターベルト

- ストッキングのズレ落ちを防ぎ、男性でも使用できるシンプルなデザイン。
- ウエストサイズや吊り具の長さは調節可能です。



種類	商品コードNo.	規格(ウエスト回)	1函入数	メーカー希望小売価格(本体価格)
L	11801	75~95cm	1コ	¥1,738 (¥1,580)
	M	60~80cm	1コ	¥1,738 (¥1,580)

※アンシルク2、アンシルク3のストッキングにお使いください。

測定器


ロコモスキャン・Ⅱ[®]

下肢筋力を数値化する
筋力測定器



《ロコモスキャン》の測定原理

てこの原理の要領で、足関節を固定するベルトを蹴り上げることで膝裏が測定部分に押し込まれ、大腿四頭筋を中心とした下肢筋力を測定します。



ロコモスキャン・Ⅱ[®] Locomo Scan・Ⅱ


訓練機能付下肢筋力測定器



種類	商品コードNo.	規格 (セット内容)	1箱入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
—	20691	本 体：表示操作部、測定部・脚乗せ部 付属品：カールコード、USBケーブル、ACアダプタ、 固定ベルト、固定ベルトストッパー 他	1セット	¥935,000 (¥850,000)

一般医療機器／特定保守管理医療機器／医療機器届出番号：13B1X00207000073

ロコモスキャン[®]用アシストフレーム Assist Frame for Locomo Scan 訓練機能付下肢筋力測定器用補助装置



種類	商品コードNo.	規格 (セット内容)	1箱入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
—	19591	本 体：アシストフレーム 付属品：ボルト、六角レンチ、バックボード	1セット	¥110,000 (¥100,000)

ロコモスキャン[®]
レンタルサービス

詳しくは弊社営業担当まで
ご連絡ください。

レンタル 期間	商品コードNo.	規格 (セット内容)	1箱入数	標準レンタル料 (本体レンタル料)
1週間	95931	ロコモスキャンⅡ：1セット	1セット	¥55,000(¥50,000)
30日間	95932	アシストフレーム：1セット	1セット	¥88,000(¥80,000)
90日間	95933	イベント用結果記入用紙：100枚	1セット	¥231,000(¥210,000)
180日間	95934		1セット	¥396,000(¥360,000)
1年間	95935		1セット	¥660,000(¥600,000)

動療法の促進

リハビリ機器

G-TES® ジーテス
General Therapeutic Electrical Stimulator

リハビリテーションにおける
「総合電気刺激装置」



筋力トレーニングと有酸素運動を目的別に実施

廃用(筋トレモード)

20Hzで筋肉を強縮させ強い筋収縮を行い、随意運動における筋力トレーニングを目的とした運動を行います。

有酸素運動(代謝モード)

4Hzで単収縮を繰り返し行い、随意運動における有酸素運動を目的とした運動を行います。

ベルト電極式骨格筋電気刺激法

B-SSES Belt electrode - Skeletal muscle Electrical Stimulation

ビーセス


筒状に流れる電気で、
下肢全体を一度に
電気刺激できます

*B-SSES(ビーセス)とは、
Belt electrode Skeletal muscle
Electrical Stimulation
(ベルト電極式骨格筋電気刺激法)の略称です。

測定器／リハビリ機器

G-TES® G-TES2000

総合治療用電気刺激装置



専用カート
セット時

種類	商品コードNo.	規格	1箱入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
—	10554	本体：寸法 幅365×奥行222×高さ103[mm] 質量 約2.2[kg] 付属品：ベルト電極<小2本、中2本、大1本> ベルト電極用接続ケーブル 2本 中継ケーブル 4本 パッド導子<マイナス側2個、プラス側1個> パッド導子固定用バンド<大1本、小2本> 抗菌通電液クリーンパワー<1本> 専用SDカード<1枚> 添付文書、取扱説明書、保証書 G-TES専用カート：寸法 幅490±50×奥行490±50× 高さ860±50[mm] (ケーブルガイドアーム除く) 質量 約24[kg] (ケーブルガイドアーム含む)	1セット	¥2,178,000 (¥1,980,000)

管理医療機器／特定保守管理医療機器／医療機器認証番号：228AGBZX00036000

※G-TESは株式会社ホームイオン研究所の登録商標です。
※旧来商品のG-TES1100の付属品とは互換性がないのでご注意ください。

簡便なATT測定を実現

詳しくはWebサイトをご覧ください。

KMI

検索




測定器

KMI

ラックマンテストの 要領で使用する 脛骨前方移動量測定器

ラックマンテストとは、膝の靱帯損傷を疑った時に脛骨の前方移動量によりその診断を行う徒手による検査方法です。KMIはラックマンテストの要領で簡単に測定ができ、脛骨前方移動量を定量評価することが可能です。



原寸大

軽量・コンパクト

ポケットに入れて持ち運び可能



重量 約165g

簡単測定


準備から測定まで取扱いが容易

Step 1



パーツの位置を入れ替えて測定の準備をします。


Step 2



回転目盛りをゼロに合わせて、測定を実施します。


数値化

ATTを1mm単位で測定可能



KMI KMI

膝関節運動テスト



種類	商品コードNo.	規格			1箱入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
—	19951	本体:1コ	サポートベルト:1本	キャリングケース:1コ	1セット	¥55,000(¥50,000)

[販売名] 膝関節運動テスト KMI

一般医療機器 / 医療機器届出番号: 13B1X00207000068

超音波骨折治療器

オステオトロンV

LIPUSによる音圧効果で
骨の形成を促進し
治療期間を約40%短縮

POINT 1
タッチパネルで簡単操作

液晶画面を軽くタッチして、治療内容の設定ができます。
分かりやすい画面表示で、スムーズな操作が可能です。

POINT 2
2チャンネル独立利用が可能

CH1とCH2をそれぞれ独立して使用することができます。
チャンネルごとの個別設定が可能のため、治療の幅が広がります。

POINT 3
超音波骨折治療のために開発された
2種類の固定具

固定具〈ハネ付〉は、プローブの金属部が患部に直接当たらない構造のため、従来のプローブ接触による痛みを軽減します。

また、自由に伸びるシリコン製の固定具〈D²〉は、固定しづらかった部位への装着を容易にし、手間もかかりません。



測定器／超音波骨折治療器

治療例



治療例



オステオトロンV OsteotronV

超音波骨折治療器




種類	商品コードNo.	規格	1箱入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
—	17231	本 体：寸法 幅75mm×奥行32mm×高さ145mm 質量 約250g (充電電池含む) 付属品：超音波プローブM・1.5MHz・平型 超音波プローブS・1.5MHz・平型 固定具 ハネ付 固定具 D ² イトー超音波ゲル 260g ACアダプタ 電源コード リチウムイオン電池	1セット	¥440,000 (¥400,000)

管理医療機器／特定保守管理医療機器／医療機器認証番号：225AABZX00101000



サイズの選定方法




体幹装具

頸部

▶P14

●ポリネック シリーズ



頸囲を測ってください。


※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。

上肢装具

鎖骨部

▶P18

●クラビクルバンド・Ⅱ




胸囲を測ってください。

※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。

下肢装具

膝関節

- ニー케어
- ニー케어・OA シリーズ




大腿周囲(膝蓋骨中心の上10cmの周径)を測ってください。大腿周囲を基準とし、膝周囲(膝蓋骨中心の周径)は目安としてください。

※2つのサイズにまたがる場合は、小さいサイズをお選びください。

腰部装具

胸部 ▶P15

●バストバンド シリーズ




胸囲を測ってください。

※バストバンド・レディはアンダーバストを測ってください。

※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。

腰部 ▶P16～17

●サクロ シリーズ




腰回(腸骨の周囲)を測ってください。腰回を基準とし、ウエスト回は目安としてください。

※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。

肩関節 ▶P18

●ショルダーブレース・IR




胸囲を測ってください。

※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。

肘関節 ▶P19


●テニスエルボー サポーター ●テニスエルボーバンド



肘を軽く曲げた状態で、前腕の一番太い位置の周径を測ってください。

手関節 ▶P20

●リストケア・プロ ●サムフィット・CM ●リストラップ・TFCC




手首の一番細い部分を測ってください。母指周囲は目安としてください。

※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。


▶P21～26

●シュラッテルバンド



膝を伸ばした状態で、膝蓋骨の下の周径を測ってください。

●ニーブレース ●ニーブレース・FX




大腿周囲(膝蓋骨中心の上15cmの周径)を測ってください。

※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。

足関節 ▶P27

●アングル シリーズ



甲周囲(足首のつけねから足先方向に約5cmの周径)を測ってください。甲周囲を基準とし、足長は目安としてください。

※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。

患者様と医師のより良いコミュニケーションのために。

インフォームド・コンセントツール

メディカルブックのご案内

アルケアの「メディカルブック」は、医師から患者様に向けたインフォームド・コンセントのサポートツールです。病気やケガの特徴や予防方法など、患者様に知っていただきたい情報をテーマごとに分かりやすくまとめています。ぜひご活用ください。

テーマに合わせて
選べる

イラストや
図解で分かり
やすく説明

コンパクト
サイズで手軽に
読める

(タテ210×ヨコ100mm)

病気やケガの解説をサポート

- 原因・特徴** 身体の構造や機能の説明から病気やケガの原因を分かりやすく解き明かし、代表的な症状などを挙げて、患者様の理解を深めます。
- 予防方法** 日常生活で注意することや簡単にできるトレーニング、サポートグッズなど、病気やケガに合わせた予防方法を紹介します。
- 治療方法** どういった方法で治療を行うのか、その目的に合わせて詳しく説明します。
- ケア** 通院中や退院後に日常生活を送るうえで気をつけたいことや、自宅で行えるケアについて紹介します。



病気やケガに合わせてセレクトできる。メディカルブックシリーズ

- | | | |
|---|---|--|
| 肩関節 <ul style="list-style-type: none">●肩関節の構造 ●肩関節脱臼のしくみと特徴 ●肩関節脱臼の初期治療(内旋位固定法/外旋位固定法) ご請求ナンバー MB-1 (仕様:8ページ、冊子) | 胸 <ul style="list-style-type: none">●肋骨の構造 ●肋骨骨折の種類 ●肋骨骨折の症状 ●肋骨骨折の治療方法 ●胸部固定帯の一般的な装着方法 ご請求ナンバー MB-2 (仕様:4ページ、二つ折り) | 手関節 <ul style="list-style-type: none">●手関節の構造 ●痛みの原因(TFCC損傷/手根管症候群/母指CM関節症/デクラン症候群) ご請求ナンバー MB-3 (仕様:8ページ、冊子) |
| 足首 <ul style="list-style-type: none">●足関節の構造 ●足関節ねんざのメカニズム(内反ねんざ/外反ねんざ) ●足関節ねんざの治療方法(RICE処置と病院での治療方法) ●足関節のトレーニング ●ねんざの再発予防 ご請求ナンバー MB-4 (仕様:8ページ、冊子) | 腰 <ul style="list-style-type: none">●背骨のしくみ ●腰へのストレス ●腰痛の原因(筋筋膜性腰痛症/ヘルニア/腰椎分離症/変形性脊椎症/骨粗しょう症/腰部脊柱管狭窄症/ぎっくり腰) ●治療方法 ●腰痛体操 ●予防対策 ご請求ナンバー MB-5 (仕様:12ページ、冊子) | 膝とその周辺 <ul style="list-style-type: none">●膝の構造 ●膝とその周辺の痛み ●装具療法 ご請求ナンバー MB-6 (仕様:8ページ、冊子) |
| ギブス固定 <ul style="list-style-type: none">●ギブス固定の目的 ●ギブスの種類 ●日常生活での注意点 ●トラブル例 ご請求ナンバー MB-7 (仕様:4ページ、二つ折り) | スキンケア <ul style="list-style-type: none">●皮膚トラブルの例 ●皮膚の構造とバリア機能 ●バリア機能低下の原因 ご請求ナンバー MB-8 (仕様:6ページ、三つ折り) | 深部静脈血栓症と肺塞栓症 <ul style="list-style-type: none">●肺塞栓症と深部静脈血栓症の概要 ●深部静脈血栓症の原因 ●深部静脈血栓症の予防方法 ご請求ナンバー MB-9 (仕様:8ページ、両面折) |
| 下肢静脈瘤 <ul style="list-style-type: none">●下肢静脈瘤の概要 ●静脈瘤の症状、危険因子、頻度 ●静脈瘤発生のしくみ ●静脈瘤の治療法 ●弾性ストッキング ●日常生活での注意点 ご請求ナンバー MB-10 (仕様:16ページ、冊子) | 子供のケガ&ケア <ul style="list-style-type: none">●成長期の子どものケガ ●主な障害 ●主な外傷 ●サポーターの役割 ●Q&A ご請求ナンバー MB-11 (仕様:12ページ、冊子) | 母指CM関節症 <ul style="list-style-type: none">●母指CM関節症 ●治療方針 ●サポーター/セルフケア ご請求ナンバー MB-12 (仕様:8ページ、冊子) |

ご希望のメディカルブックを無料でご提供します。お問い合わせ コールセンター 0120-770-863 受付時間 9:00~17:00(月~金)

50音索引

ア

アルフェンス	10
アンクルクロス	27
アンクルサポート	27
アンクルソフト	27
アンクルフィット	28
アンクルライト	27
アンシルク・2 ストッキング	35
アンシルク・2 ソックス	36
アンシルク・2 ハイソックス	35
アンシルク・2 パンティーストッキング	35
アンシルク・2 ブライト ハイソックス	36
アンシルク・2 ブライト パンティーストッキング	36
アンシルク・2 マタニティー	35
アンシルク・3 ストッキング	36
アンシルク・3 ハイソックス	36
アンシルク・ガーターベルト	36

エ

エスアイエイド	34
エラスコット	29
エラテックス	31

オ

OAシームレス・プロ	24
OAライト・プロ	24
オステオトロンV	40
オルソラップ	11
オルテックス	11

カ

カッターブレード 匠	12
カラヤヘッシブ・クリアタイプ	33

キ

ギブスヒール	12
キャストカッター 匠・II	12
キャストサスペンダー	13
キャストサンダル	13
キャストシュー	13
キャストシュー・WP	13
キャストライト・α	8
キャストライト・X	8

ク

クラビクルバンド・II	18
クリアヘッシブ	34

ケ

KMI	39
-----	----

サ

サクロメッシュ・DX	16
サクロメッシュ・EX	17
サクロライト・DX	16
サクロライト・EX	17
サクロワイド・DX	16
サクロワイド・EX	17
サムフィット・CM	20

シ

G-TES	38
自着包帯・コンプレッション	30
自着包帯・サポート	30
自着包帯・フィックス	30
シャワーカバー	13
シュラッテルバンド	25
ショルダーブレース・IR	18
シルキーテックス	31
シルキーボア	31
シルキーボードレッシング	33
シルキーライト	32

ス

ストックネット	11
---------	----

セ

制菌・ストックネット	11
------------	----

テ

テニスエルボーサポーター	19
テニスエルボーバンド	19
デルマポアドレッシング	33

ニ

ニーケアー・ACL	21
ニーケアー・MCL	21
ニーケアー・OA 1	23
ニーケアー・OA 2	23
ニーケアー・OA 3	23
ニーケアー・PCL	21
ニーケアー・クロスベルト	22
ニーケアー・サポート	22
ニーブレース	26
ニーブレース・FX	26

ハ

バイオヘッシブAg	34
ハイスパン	29
バストバンド・エース	15
バストバンド・レディ	15

フ

フィットキュア・スパイン／別売部品	5
フィットキュア・リスト	6
フィットキュア・アンクル	7
フィットキュア・ナックル	6
ブライトン-100	8
ブレスネット	29

ホ

ポリネックソフト	14
ポリネックソフト・P	14
ポリネックハード	14
ポリネックライト	14
ホワイネット	11

マ

マルチフィックス・ロール	32
--------------	----

ラ

ライトスプリント・フィンガー	10
ライトスプリント・II	9
ライトスプリント・FC	9

リ

リストケア・プロ	20
リストラップ・TFCC	20

ロ

ロコモスキャン・II	37
ロコモスキャン用アシストフレーム	37
ロコモスキャン レンタルサービス	37

[illegible]