


- フットケアツール …… 161
 フットケアワゴン …… 161
 フットスリーブ …… 35
 舟型波付針シャーレ …… 18
 ブライTON100 …… 133
 プラスティック角度計 …… 4
 プラスティック管 …… 20
 プラスチックグローブ …… 13
 プラスチック製吸引カップ …… 117
 プラスランギブス …… 133
 プラットホーム …… 185
 プルマンエイト …… 175
 プレスネット …… 132
 プレミアムボディマット …… 29
 ブロックセット …… 83
 プロテック …… 78
 ベアーマット …… 169
 ペイントール …… 117
 ベーシックタイプ(杖) …… 196
 ベーシック・ニーベルト …… 144
 ベッドサイドレール …… 189
 HELIOチタンテープ …… 107
 BOAサポーター …… 147・150
 ホータイバサミ …… 130
 ホータイ巻器 …… 135
 ポータブルコンディショニングマシン …… 51
 ポータブルテーブルデルマ …… 28
 ポータブルトイレ …… 194
 ポータブルドロップ …… 84
 ポータブルトイレ用消臭液 …… 194
 ポータブルマッサージチェア …… 28
 ポケット角度計 …… 4
 歩行補助器 …… 200
 歩行らくらくサポーター …… 144
 ポスター …… 155~156
 ホットキャビ …… 168
 ホットバイターVR303 …… 174
 ホットバックmie …… 66
 ホットマグナー …… 70
 Body温 …… 176
 ボディポップ …… 170
 ポラミー食事用エプロン …… 192
 ポリネックソフト …… 136
 ポリネックハード …… 136
 ホールド上下肢台 …… 158
 ホワイティビームメタル …… 36
 ホワイテテープ …… 128
 ホワイトベルト …… 177
- マ行**
- マイクロサミー …… 43
 マイクロタイザー …… 42
 マイクロポア …… 108
 まきまき君 …… 135
 マグネットバイク …… 183
 マクラ …… 32~34
 マグレイン …… 108
 マジックベルト …… 49・134
 マスターV3 …… 180
 MAXニーストラップ …… 147
 マックスリラックスフェイスクッション …… 34
 マッサージSD …… 26
 マッサージオイル …… 120
 マッサージベッド …… 25
 マッサージマクラ …… 35
 松葉杖 …… 196
 松葉鍼 …… 104
 丸型スポンジ …… 48
 丸型骨盤カラーバンド …… 148
 マルチアクションニーラップ …… 146
 マルチ周波数体組成計 …… 10
 マルチ剪刀 …… 130
 マルチチェア …… 162
 マルチホームトレナー …… 180
 マルチポアスポーツ …… 123
 マルチルトコンパクト …… 199
 ミスタコ吸角セット …… 117
 みずほ電子鍼 …… 174
 ミニキャビ …… 168
 ミニ人体骨格模型 …… 152
 耳式体温計 …… 3
 無痛針管 …… 100
 胸当てマクラ …… 33
 メイシン …… 115
 滅菌バック用シーラー …… 13
 滅菌用針皿 …… 18
 メディカルディスプレイーツ …… 30
 メディスティックペン …… 106
 メロディスムーズ …… 201
 メルトゲン …… 4
 綿球容器 …… 19
 綿混パイル防水シート …… 191
 モイストヒートバック …… 67
 もぐさ …… 109
 もぐさキャップ …… 115
 木製トイレ …… 194
 木製ボード …… 188
 木製丸型ハンドルスポンジ付 …… 192
 モクベッド …… 24
 模型 …… 151~153
 揉まれる肩・首スッキリビロー …… 169
- ヤ行**
- 薬用アスリート …… 73
 薬用オンセンス …… 73
 US-711 …… 63
 US-731 …… 63
 US-777 …… 64
 有孔オーダス …… 25
 友好小児針 …… 104
 有孔専用カバー …… 24
 有孔フタ付電動ハイロー …… 23
 有孔マッサージベッド …… 25
 有孔モクベッド …… 24
 有孔ライトフェイシャル …… 27
 雪の華 …… 109
 ユニコ針 …… 101
 ユニコバン …… 99
 浴槽台 …… 193
 浴槽手すり …… 193
 吉村式 …… 4
 吉村式知覚検査器 …… 6
 予診・診療カルテ …… 157
 402 ステーションナリー …… 86
- ワ行**
- ワゴン …… 22
 ワーデル …… 128
 ワニロコード …… 59
 ワールプール …… 74
 腕帯 …… 1
 ワンタッチスロープ …… 202
 ワンダーラップ …… 145
- ラ行**
- ライズトロン …… 43
 ライトスプリント・FC …… 133
 ライトフェイシャル …… 27
 楽匠シリーズ …… 187~189
 ラクナール …… 137
 らくらくフード …… 110
 楽々箸ピンセット …… 192
 ラスパーエース …… 60
 ラック灸 …… 114
 ラップアングルサポート …… 146
 ラビングフレッシュ …… 16
 リストガード …… 138
 リバタイ …… 131
 リハビリ用シューズ …… 195
 リフレクソロジー足模型 …… 153
 良導絡カルテ …… 157
 リンドウ …… 110
 リング皮内鍼 …… 98
 臨床カルテ …… 157
 ルティーナ …… 44
 ルーレット式知覚計 …… 6
 レッグカール …… 182
 レッグプレス …… 182
 レッグホット …… 176
 レボ …… 131
 ロイヤル8 …… 61
 ロイヤルトップ …… 108
 ローアーチ …… 139
 ローズ …… 29
 ローテーターカフ付 …… 151
 ローラー付集毛針 …… 104
 ローラー針 …… 104
 ロールペーパー …… 85
 ロフトスタンドクラッチ …… 197

水銀レス血圧計 UM-102 (標準型)

品番 SN-0741 ¥15,000 (226AHBZX00004000)

- 水銀づまりの心配なし
取り扱いが簡単
- メンテナンスが不用
環境にやさしく廃棄に
困らない
- 測定方法: 血圧/
聴診法 脈拍/オシロ
メトリック法
- 電源: 単3アルカリ
電池2本



水銀レス血圧計 UM-102B (卓上型)

品番 SN-0742 ¥15,000 (226AHBZX00004000)

- 机の上に置いて測定。
専用スタンドに装着すれ
ば、スタンド型に
- 測定方法: 血圧/聴
診法 脈拍/オシロメ
トリック法
- 電源: 単3アルカリ電
池2本
- オプション
UM-102B専用スタンド
SN-0742A ¥14,000



アナロイド血圧計

品番 SN-0103 ¥7,600



- 聴診器付
(クラスI:一般)

大型アナロイド 卓上型

品番 SN-0743 ¥15,000

- 重量: 940g
- カラー: ホワイト / ブルー



腕帯 (ゴム袋入)

品番 SN-0104 ¥1,700




◀ 血圧計用メーター

品番 SN-0105 ¥2,800

ゴム球 ▶

品番 SN-0106 ¥900



聴診器-S (血圧測定用)

- 黒 品番 SN-0201 ¥2,500
- グリーン 品番 SN-0201A ¥2,500
- スカイブルー 品番 SN-0201B ¥2,500
- ピンク 品番 SN-0201C ¥2,500
- イエロー 品番 SN-0201D ¥2,500
- レッド 品番 SN-0201E ¥2,500



聴診器-K (両面用)

- 黒 品番 SN-0202 ¥3,500
- グリーン 品番 SN-0202A ¥3,500
- スカイブルー 品番 SN-0202B ¥3,500
- ピンク 品番 SN-0202C ¥3,500
- イエロー 品番 SN-0202D ¥3,500
- レッド 品番 SN-0202E ¥3,500

上腕式血圧計 UA-1020G

品番 SN-0739 ¥9,000

- 腕にフィット、しっかり巻ける、からだにやさしい“脱アレルギーカフ”
- 標準機能/血圧レベル、ITB、スピード測定、メモリアル機能
 - 樹脂リングカフ：皮膚炎やじん麻疹などのアレルギー症状の原因となる、金属・天然ゴムを使用していません。
 - サイズ：幅14×奥行10.5×高さ6cm
 - 重さ：約285g（電池除く）
 - 材質：樹脂
 - オプション ACアダプター ¥1,500



音声付血圧計 UA-1030T

品番 SN-0740 ¥12,000

- 測定結果、操作手順を音声でお知らせします。
- 測定は、表示と音声でお知らせ、目と耳で確認できて安心
 - 付属品/ACアダプター、モニター電池
 - 標準機能/メモリ数90
 - サイズ：幅14×奥行10.5×高さ6cm ●重さ：300g（電池除く）
 - 材質：ABS樹脂 ●電源：乾電池または専用ACアダプター
 - 測定範囲：血圧：0~280mmHg
 - オプション ACアダプター ¥1,500



全自動血圧計 TM-2657

品番 SN-0744 ¥298,000

全自動血圧計 TM-2657P
(プリンター付)

品番 SN-0744A ¥320,000

全自動血圧計 TM-2657VP
(音声・プリンター付)

品番 SN-0744B ¥350,000

- 腕を深く入れられ、無理なく自然な姿勢で測定ができます。また、“くちばし”形状の腕帯リングで、腕への負担を軽減します。
- 本体の幅、奥行き、高さ共、さらにスリム化。軽量・コンパクトで、設置場所をとりません。
- オプション
 - ・専用架台 TM-ST520：¥38,000
 - ・ガスバネ椅子（固定足）TM-STA001：¥16,000
- 認証番号：226AHBZX00016000
- 測定方式：オンロメトリック方式
- 外形寸法：241 (W) ×324 (H) ×390 (D) mm（突起部含まず）
- 本体質量：約5.5kg 電源：AC100V-240V 50-60Hz



全自動血圧計 TM-2656VPW

品番 SN-0745 ¥370,000

- 正確に測定するために・・・
- 血圧測定時の腕の高さおよび角度の調整が可能
 - 左右のどちらの腕でも測定が可能
 - 車椅子でも測定しやすいデザイン
 - オプション
 - ・可動式専用架台 TM-ST500：¥39,500
 - ・ガスバネ椅子 TM-STA001：¥16,000
 - 認証番号：221AHBZX00019000
 - 測定方式：オンロメトリック法
 - 本体質量：約7.5kg
 - 電源：AC100V 50-60Hz



- 確かな血圧測定で診断を助ける計測器メーカーが創る“高性能・高耐久性”
- 業界初 気圧・気温計搭載
 - 操作音声ガイド
 - 人検知センサ搭載
 - 非常停止スイッチ
 - フルオープンプリンタ



1

血圧計・測定・検査機器

非接触体温計 UT-701

品番 SN-0753 ¥4,980 (226AFBZX00169000)

非接触体温計は、肌に触れずに測れるので、皮膚からの感染が抑えられ、消毒が不要で衛生的です。

3つの温度が測れる

モード切替で、非接触温度計にも使えて便利、いつもは室温を表示

体温計……赤ちゃんから大人まで

家族みんなで作る

温度計……お風呂、ミルク、スープ等

室温表示……室温が10~40℃を確認

室温に十分になじませて使用

- 検温方式：赤外線式 ●測定部位：皮膚（額中央部）
- 表示範囲：体温：+34℃~+42.2℃ 温度：-22℃~+80℃
- 電池：DC3V（CR2032リチウム電池1個） ●電池寿命：2,000回
- 外形寸法：幅46×奥行40×高さ81mm ●本体質量：約60g（乾電池含む）



耳/額式体温計 CTD711

品番 SN-0762 ¥8,000 (230ADBZX00100000)

耳でも額でも約1秒ですばやく検温

暗い部屋でも測定結果が見やすい

バックライト付き

ブローパカバー不要で経済的

測定範囲

[耳・額モード]34.0℃~42.2℃

[物体表面温度モード]-22℃~80℃

[室温モード]10℃~40℃

- 測定方式：赤外線
- 検温部位：耳内、額
- 定格および電源：DC3V（CR2032×1個）
- 電池寿命：約2,800回
- 体温表示：数字3桁+℃
- 表示単位：0.1℃

- 寸法/質量：約45（幅）×106（高さ）×61.2（奥行）mm/約63g（電池含む）



ソフトLEDペンライト

ショート・ピンク 品番 SN-0608A ¥990

ショート・グリーン 品番 SN-0608B ¥990

ロング・ピンク 品番 SN-0608C ¥1,200

ロング・グリーン 品番 SN-0608D ¥1,200

ショート：単4乾電池×1本 長さ約105mm 直径約12mm

ロング：単4乾電池×2本 長さ約150mm 直径約12mm



ナースコープ ETS-9

品番 SN-0422 ¥150,000

頭部から腰部までの脊柱を左右で挟みながら上下に移動させます。

左右の温度差が表示されます。

センサーの感度は強（HIGH）と弱（LOW）と引き換え可能です。


持ち運びに便利な専用ケースが付属されます。



ポケット角度計 Aタイプ

品番 SN-0754A ¥1,800


丈夫で手軽な角度計で、小さな関節を含むすべての関節が計測出来ます。0~180度、5度きざみの目盛り付、バーに1目盛りです
●寸法:全長171mm
●材質:プラスチック 180℃まで測定可能



ポケット角度計 Bタイプ

品番 SN-0754B ¥2,500



バーには計測しやすいように3本栓が入り、2方向に0~360度、5度きざみの目盛りがついています。幅が広く使いやすいです。
●寸法:全長203mm
●材質:プラスチック 360度まで測定可能



ポケット角度計 Cタイプ

品番 SN-0754C ¥2,000

バーには計測しやすいように3本栓が入り、2方向に0~360度、5度きざみの目盛りがついています。手の指や足の指関節のような小関節の角度測定に適しています。外側30~120度、内側60~210度、5度きざみのバーに70mmの目盛り付です。
●寸法:全長124mm
●材質:プラスチック




プラスチック角度計

品番 SN-0406

¥4,500

●サイズ:33cm




プラスチック角度計 (小)

品番 SN-0406A

¥3,600

●サイズ:19.5cm




プラスチック角度計 (指関節用)

品番 SN-0406B

¥4,200

●サイズ:8×5cm




プラスチック角度計 (指関節用)

品番 SN-0406C

¥4,200

●サイズ:10.5×4.3cm



マルチゲン

品番 SN-0404

¥8,750

●サイズ:18.5cm




東大式角度計

品番 SN-0403

¥11,350

●サイズ:35cm




神中式整形用角度計 (大)

品番 SN-0409

¥10,000

●サイズ:35cm



三関節式角度計

品番 SN-0405

¥9,500

●サイズ:19cm



勝沼式 (知覚針付)

品番 SN-0502

¥3,200

●サイズ:18.5cm



アメリカ式 (テイラー)

品番 SN-0504

¥900

●サイズ:18cm



吉村式

品番 SN-0503

¥1,900

●サイズ:19.5cm



大貴式 (知覚針付)

品番 SN-0501

¥3,100

●サイズ:19cm



ハンマー式 (知覚針付)

品番 SN-0507

¥1,900

●サイズ:19.8cm



バケンスキー (知覚針無し)

品番 SN-0506

¥2,200

●サイズ:22cm

1

血圧計・測定・検査機器

ス מדレー型握力計Kタイプ

品番 SN-0755 ¥11,000

- 測定範囲：0～100kg
- 最小目盛：500g
- 強力ポリカーボネイト樹脂ボディ



デジタル握力計

品番 SN-0756 ¥21,000

- 液晶デジタル表示5～110kg（100g未満は0.1kg単位）
- 通常測定／平均測定モード（100g～は1kg単位）
- 電源／単4乾電池 3本（付属）（オートパワーオフ）
- 本体／強化樹脂成型品
- 中握り／金属製
- 重さ／約650g



アナログ背筋力計

品番 SN-0757 ¥34,000

- 測定範囲／0～300.0kg（1kg単位）



デジタル背筋力計

品番 SN-0433 ¥48,000

デジタル表示の背筋力計で測定値と最高値を表示します。


- 測定範囲：20kg～300kg 0.5kg単位
- 電源：単4乾電池2本
- 連続使用時間：100時間



前屈計

品番 SN-0235 ¥13,000

- 測定範囲：-20～+35cm
- 0.5cm単位
- 寸法（mm）：292L×378D×607H
- 重量：1.2kg



デジタル前屈計

品番 SN-0235A ¥24,000

- 測定範囲：-20～+35cm
- 0.1cm単位
- 寸法（mm）：292L×397D×605H
- 重量：1.3kg



筋硬度計 TDM-N1


品番 SN-0470 ¥45,000

筋硬度計 TDM-NA1 (アラーム機能付き)

品番 SN-0470A ¥52,000

●簡単。押圧し置き針の数値を読むだけで筋硬度測定が可能です。測定子を回転可能なボール状としてあります。このことにより移動させての連続計測が可能となりました。

●説明CD付



デジタル式筋硬度計 TDM-Z2 (BT)

品番 SN-0470C ¥99,000

●測定部にあてがいハンドルを押すだけで自動測定され、測定できます。

●2~9回測定の平均値を瞬時に表示いたします。

●最大9回までの測定値を呼び出せます。

●リチウム電池使用




吉村式知覚検査器

品番 SN-0604

¥2,500

●プラン付、長さ7cm




ルーレット式知覚計

品番 SN-0603

¥2,200

●長さ18cm




オイレンブルヒ式知覚計

品番 SN-0605

¥2,750

●長さ13cm



音叉 (ルーツェ氏fis4)

品番 SN-0206

¥13,000

音叉 (ルーツェ氏C)

品番 SN-0207

¥13,000

伸縮角度計

品番 SN-0710 ¥16,000



●材質：ABS強化プラスチック/ステンレス

●外寸法：幅63×長さ235×厚み21mm

●アームの長さ：205~715mm

●ダイヤル：二重目盛り0~180°

●重さ：約100g



大きい関節や小さい関節も測定することが出来る角度計で拡大レンズ付きの目盛りで正確に読み取ることが出来る。2本のステンレスアームは112~505mmまでスムーズに伸ばす事ができます。

1

血圧計・測定・検査機器


電光投影式視力検査器 SK-80B

品番 SN-0310 ¥88,000

壁掛式

指示棒式に比べ、測定時間は3分の1に短縮されます。3m用と5m用があります。

●W40×D7×H70cm・3kg



電光投影式視力検査器 SK-80A


品番 SN-0311 ¥95,000

脚立式

視力表照明装置
(移動台付)

品番 SN-0301 ¥56,000


- 約39×7.5×91cm
- 約7.4kg
- 移動台：組立式、キャスター付
- 51×59×138~230cm



視力表

品番 SN-0302 ¥650

- (3m・5m用あり)



視力表示棒

品番 SN-0306

¥1,200



遮眼子

品番 SN-0305

¥500



ソニマック

品番 SV-0615 ¥68,000

目が疲れたなどと思ったら2~3分、治療の場合は毎日10分程度、ソニマックしましょう。いつでもどこでも手軽に、片手に持って、閉じたまぶたの上や適当なツボに、ただ当てるだけです。

- 外形寸法：幅80mm×高さ155mm×奥行き152mm
- 本体重量：280g
- 色：ブラック
- 電源電圧：6VDC
- 消費電流：約100mA
- 付属品：スタンドケース、単3乾電池×4本
- ACアダプター（別売品）¥3,500




姿勢分析器 (体重計式)

品番 SN-0242 ¥150,000

- 脊柱側弯の測定
- 脊柱と頭の垂直ラインの偏位測定
- 肩と骨盤の水平ラインの偏位測定
- 口や目、耳の水平ラインの歪みの測定
- 咬合改善前後の姿勢変化の測定
- 下肢にかかる体重の左右バランスの計測
- サイズ: H1980 × W730 × D595mm (収納時D250mm)
- 重さ: 26kg



計測ライン



姿勢分析器 (ターンテーブル式)

品番 SN-0242A ¥114,300

- 脊柱側弯の測定
- 脊柱と頭の垂直ラインの偏位測定
- 肩と骨盤の水平ラインの偏位測定
- 口や目、耳の水平ラインの歪みの測定
- 咬合改善前後の姿勢変化の測定



ターンテーブル




移動用キャスター

姿勢分析器用アクリルボード

品番 SN-0242B ¥26,500

姿勢分析器にアクリルボードを取り付けることで、姿勢の歪みを素早く簡単に確認できます。またデジタルカメラで撮影した画像を見せることで患者さん自身が歪みを確認できたり、施術に役立てるなど多用途に活用することができます。

- サイズ: W540 × H1,040mm (アクリルボードのみ)
- 重さ: 5kg (アクリルボード+取付金具)



シャウカステン LT-1 大陸判1枚掛1段

品番 SN-0215 ¥61,000

- サイズ: 350 × 480 ※50Hz or 60Hz指定

シャウカステン LT-2 大陸判2枚掛1段

品番 SN-0216 ¥77,000

- サイズ: 630 × 480 ※50Hz or 60Hz指定

シャウカステン LT-3 大陸判3枚掛1段 (大角2枚1段)

品番 SN-0217 ¥96,000

- サイズ: 910 × 480 ※50Hz or 60Hz指定



傾斜



垂直

1

血圧計・測定・検査機器

デジタル身長計 AD-6400

品番 SN-0748 ¥70,000


- ハンドル操作により、座ったままでラクラク測定
- 専用座高椅子（別売 ¥17,000）をセットすれば、座高計に切り替り
- 体重計を接続すれば、身長体重計になり、BMIも表示
- RS-232C出力で、パソコンや専用プリンタ（別売）でデータ管理が可能
- 電源は、専用ACアダプタまたは乾電池の2方式（マンガン乾電池使用で約7時間）
- レンジ2 測定範囲：100~220cm
レンジ1 測定範囲：80~200cm
（座高50~170cm ※専用座高椅子は別売です。）
- 外形寸法：300（W）×450（D）×1455~2283（H）mm
- 本体質量：約10kg（ACアダプタ含まず）
- 電源：単3形乾電池4本
または専用アダプタ
- 消費電力：最大3VA
（専用アダプタ使用時）



身長計（金属製）

品番 SN-0421A ¥30,000

- 測定範囲60~200cm
- 重量6kg



手動身長計付き体組成計 DC-217A

品番 SN-0758 ¥498,000

- 集団検診に便利な身長計（手動）付き体組成計
- ・身長、体重、体組成を同時測定（身長体重計としても使用可能）。
 - ・移動や収納に便利な伸縮式手動身長計を採用。
 - ・移動用バーとキャスター、表示ボックス収納バッグにより出張検診にも対応。
 - ・個人データの入力を順番にLEDランプで誘導。
 - ・プリントアウト項目の選択も可能。
 - ・USBポート、RS-232Cポート付きで、健診システムとの連携が可能。
- ※USBポートとRS-232Cポートの同時使用はできません。
- ・SDメモリーカードにデータの保存が可能。
 - ・体重の証明用に使用可能。
- 測定方法：デュアル周波数4電極BIA法
 - 測定周波数：6.25kHz、50kHz
 - ひょう量（最大計量）：270kg（着衣量含む）
 - 容量（最小表示）：0.1kg
 - 身長測定範囲：92.0~214.0cm
 - 測定モード：身長体組成計／身長体重計／体重計
 - 主な付属品：ACアダプター、プリンター用紙1巻、結果解説ポスター、収納バッグ、SDメモリーカード

オプション

- 専用プリンター用紙4巻セット SN-0758A ¥3,000
- 表示ボックススタンド SN-0758B ¥38,000
- 昇降補助手すり SN-0758C ¥38,000



デュアル周波数体組成計 DC-430A

(ポールタイプ)

品番 SN-0751A ¥285,000

(セバレートタイプ)


品番 SN-0751B ¥240,000

体重、体組成を同時測定


業務用体組成計のスタンダードモデル

- デュアル周波数とリアクタンステクノロジーによる高精度測定。
- 全身の体組成が約10秒で測定可能。
- 常設にはポールタイプ、持ち運びにはセバレートタイプ。用途に合わせた2種類をご用意。
- 本体カラーはホワイト、ダークグレーの2色をご用意。
- 測定結果は内蔵プリンタからプリントアウト可能、プリントアウト項目の選択も可能。
- 測定結果の判定をグラフ(バー表示)で分かりやすくプリントアウト。
- 目標体脂肪率の設定が可能。

- 測定方法:デュアル周波数4電極BIA法 測定周波数:6.25kHz/50kHz
- ひょう量(最大計量):270kg(着衣量含む)
- 目量(最小表示):0.1kg
- 測定モード:体組成モード/体重モード
- 主な表示・印字項目:体重、体脂肪率、脂肪量、除脂肪量、筋肉量、体水分量、体水分率、BMI、ローレル指数、肥満度、標準体重、推定骨量、内臓脂肪レベル、基礎代謝量、脚点、体型判定



DC-430A
ポールタイプ
(ホワイト)



DC-430A
ポールタイプ
(ダークグレー)



DC-430A
セバレートタイプ
(ホワイト)



DC-430A
セバレートタイプ
(ダークグレー)

マルチ周波数体組成計 MC-780A

(ポールタイプ)


品番 SN-0749A ¥700,000

(ポータブルタイプ)

品番 SN-0749B ¥700,000

多様なニーズに応える低価格・高精度のマルチ周波数体組成計

- 3つの周波数で精度の高い測定が可能。
- 測定スピードが速い(約15秒)。
- 入力しやすい操作パネル。
- 持ち運びに適した約11.1kgの軽量設計。
(ポータブルタイプ)
- ニーズに合わせて測定手順が選べる優れた操作性。
- 体重の証明用に使用可能。
- 測定方法:マルチ周波数8電極BIA法
- 測定周波数:5kHz/50kHz/250kHz
- ひょう量(最大計量):270kg(着衣量含む)
- 目量(最小表示):0.1kg
- 測定モード:体組成計/体重計
- 主な表示・印字項目:全身/体重、体脂肪率、脂肪量、除脂肪量、筋肉量、BMI、推定骨量、基礎代謝量、内臓脂肪レベル、体水分量、アスリート指数、脚点、体型判定、筋肉量左右バランス
部位別/筋肉量、筋肉量評価、体脂肪率、脂肪量、体脂肪率評価



ポールタイプ



ポータブルタイプ

皮下脂肪測定器

品番 SN-0719 ¥25,000

皮下脂肪厚をスプリング圧力によって平行測定が出来ます。ABS樹脂で製作されているため非常に軽くて丈夫です。

- 材質：ABS強化プラスチック
- 外寸法：幅122×長さ150×厚み15mm
- 測定範囲：0～100mm 重さ：約180g



皮下脂肪厚測定器

品番 SN-0210 ¥8,000

50mmまで測定可能（1mm目盛）

- W約20.5×D9cm、約80g
- 色：ブラック



体組成計 インナースキャン BC-250

品番 SN-0750 ¥15,000

●体重に占める脚の筋肉量の割合を同年齢と比較して4段階で判定。

●設定方法と操作手順を音声と文字でガイダンス。

●立ったままでも見やすい大画面表示。

アクティブ度/体重に占める脚の筋肉量の割合を指標化して表示します。この値が高い程、若い頃の筋肉バランスに近いと言えます。音声と文字でガイダンス/「メニュー」や「案内」など、ボタンを押すと各シーンに合わせて音声と文字で操作手順を案内します。

最大計量 150kg	最小表示 100g	アクティブ度	音声ガイダンス	
体重	筋肉量	BMI	体脂肪率	推定骨量
基礎代謝量	内臓脂肪レベル	体水分率	乗るビタ機能	

●過去データ：前回値

●登録人数：5人、ゲストモード付

●商品寸法（質量）：D296×W305×H43mm（約1.3kg/乾電池含）

●主な材質：ABS、AS、SUS、PE、PP

●電源：DC6V アルカリ単3乾電池4本使用

●消費電流：最大400mA

●電源寿命：約1年（1日5回はかった場合）

●主な付属品：アルカリ単3乾電池4本、クイックマニュアル



体組成計 インナースキャン BC-310

品番 SN-0737 ¥30,000

体重	体内年齢	筋肉量	BMI	体脂肪率
推定骨量	基礎代謝量	内臓脂肪レベル	体水分率	

最大計量	150kg	
最小表示	0～100kgまで50g 100～150kgまで100g	
体脂肪率計測	0.1%単位（5.0%～75.0%）	
体脂肪率判定	やせ～肥満 5段階	
筋肉量	0～100kgまで50g 100kg以上100g	対象年齢 6才～99才
推定骨量	100g単位	
BMI	0.1単位	
内臓脂肪レベル	1.0～59.0レベル 0.5レベル単位・判定付	
筋肉量判定	少ない～多い 3段階	対象年齢 18才～99才
基礎代謝量	0～9999kcal/日・判定付	
体内年齢	1才単位	
体水分率	0.1%単位	
電源	DC6V CR2032コイン形リチウム電池2個使用	
消費電流	最大60mA	
商品寸法（質量）	D301×W304×H15mm（約1.5kg/電池含）	
主な付属品	CR2032コイン形リチウム電池2個、補助脚4つ	



超音波画像計測装置 (脂肪・筋肉) ファンボ (FAMUBO)

品番 SN-0759 ¥640,000

「観る」から「見せる」時代へ
 超音波画像計測はここまで進化した!!
 小型可動式でリーズナブルな「FAMUBO」が登場
 「いつでも」「どこでも」「誰でも」スピーディーで簡単に取り扱う
 ことができます。大型・高額機種に劣ることなく、画像も見
 やすく可動性に優れ、お手持ちのタブレット、スマートフォンと繋ぐ
 だけで超音波計測機器に早変わりします。Wi-Fiで持ち運びも便利で
 屋内外を問わず様々な環境でご使用が可能です。画像もメールにて
 手軽に配信ができ、コミュニケーションツールとしてご活用いただけ
 ます。

●サイズ: 本体60(W)×24(H)×150(L)mm

●重量: 0.3kg

●バッテリー: 連続使用3時間

●プローブ:

『10MHz/12MHzタイプ』

128elements/32channels

ヘッド幅: 28mm

測定深度: linear 20-50mm/Display Mode B

『7.5MHz/10MHzタイプ』

128elements/32channels


ヘッド幅: 40mm

測定深度: linear 40-100mm/Display Mode B

●動作環境: iPad mini 4以降/iPad air 2以降/iPad Pro以降

iPhone 5以降/Android 6.0以降

(※一部機種に関しては推奨バージョン以上でも動作しない可能性が
 ございます)



●製品仕様

- ・FAMUBO 本体
- ・USB 充電ケーブル
- ・電源コネクタ
- ・充電スタンド
- ・ハンドストラップ
- ・超音波検査用ゲル (1 本)
- ・FAMUBO ゲルパッド (3 個)

※iPad / Android 等の端末は付属しません。

超音波画像診断装置 SONON 300L

品番 SN-0760 ¥1,480,000 (230AGBZX00093000)

Android・iOSに対応

対応機器を選ばず、それぞれのOSで最適に動作します


標準付属品

SONON本体充電器 1個

電源コード 1本

バッテリー (1個は本体に実装) 2個

バッテリーチャージャー 1個



●周波数: 5MHz 7.5MHz 10MHz ●Max深度: 10cm

●本体サイズ: 78mm×229mm×38mm

●本体重量: 370g (バッテリー含む)

●イメージングモード: Bモード・カラードップラーモード

●視野幅: 4cm

Wi-Fi 無線接続

エコー本体とモバイル端末(スマートフォンやタブレット端末)を
 無線接続できる事によりコードの煩わしさから解放され、
 有線機器で起こるトラブルを回避する事ができます。

モバイル & 高画質

携帯性を実現しながら、画像診断装置の生命線である画質も
 一切妥協する事なく高精度な検査を行う事ができます。

PACS対応

PACS (Picture Archiving and Communication Systems)
 医療用画像管理システムに対応。
 画像データをネットワークを通じて管理できます。

画像の送信

メールソフトやメッセージアプリで画像を素早く送信できます。



高感度カラードップラー機能

Bモード画像上に指定した領域での流速変化を
 表示できます。



高機能・長時間バッテリー

バッテリー 1 個あたり、最大12時間の待機、最大3時間の
 連続使用ができます。(予備バッテリー1個付属)

計測機能

距離(長さ)・角度・面積を計測できます。
 対象部位へのコメントも入力する事ができます。

ソリッドゲルパッド

品番 SN-0761 ¥3,500

- 身体の表皮成分の診断や治療に便利
- 超音波プローブが人体表面に直接接
 触しない安定性

