

2

滅菌・消毒器・ワゴン

タイフレッシュ・エース NEOII 4ℓ入

品番 SA-0204C ¥12,800

2ℓ入

品番 SA-0204B ¥6,500

●器具・容器洗浄用



滅菌パック用シーラー

品番 SA-0108 ¥22,000

●長さ20cmまで使用可



クリーンフィンガ (ラテックス指サック)

S 品番 SA-0218 ¥5,000

●100双

M 品番 SA-0211 ¥5,000

●100双

L 品番 SA-0212 ¥5,000

●80双

サイズ	内径	厚	長さ
S	15mm	0.10mm	63mm
M	18mm	0.10mm	63mm
L	20mm	0.10mm	73mm

超音波洗浄器 SWS510

品番 SA-0623 ¥10,000

5段階のオートタイマー機能付きで、汚れの度合いに応じて洗浄時間を設定できます。

- 電源: 100V 50/60Hz
- 消費電力: 26W
- 本体外形寸法: 幅210×奥行153×高さ122mm
- 洗浄槽内寸法: 幅148×奥行125×深さ45mm (上限基準線35mm)
- 洗浄槽容積: (上限基準線 約600ml)
- 質量: 本体約1,000g ●付属品: 洗浄カゴ



滅菌パック SA-3

品番 SA-0105 ¥1,900

●20×9.5cm 200枚



ソフトラテックスグローブ

S 品番 SA-0115D ¥1,200

M 品番 SA-0115E ¥1,200

L 品番 SA-0115F ¥1,200

- 3種とも1箱100枚入り
- 天然ゴムラテックス使用。手にピッタリフィットする超薄手仕上げで、素手感覚でお使い頂けます。指先までよくフィットします。
- 着脱を容易にするため粉を使用しています。
- S: 24×17×7.3cm
- M: 24×19×7.8cm
- L: 24×21×8.2cm (長さ×掌周囲×中指長さ)

超音波洗浄器 SWT710

品番 SA-0623A ¥15,000


- 2つの振動子を持つ強力洗浄。左右別々の物を洗浄するにも有効です。
- 5段階オートタイマー機能。過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)が付いた安全設計
- 取り外し可能電源コード。
- (本体) 約217×120×113mm



滅菌パック SA-4

品番 SA-0106 ¥2,200

●20×11cm 200枚



プラスチックグローブ

S 品番 SA-0154A ¥1,500

M 品番 SA-0154B ¥1,500

L 品番 SA-0154C ¥1,500

- 1箱100枚入り
- 素材にプラスチックを使用したディスポーザブルグローブです。
- 油・薬品に強く、素手感覚で使える薄手手袋です。
- 着脱がスムーズな粉付きタイプです。
- S: 24×17.2×7.5cm、M: 24×19.2×8cm、L: 24×21.2×8.5cm (長さ×掌周囲×中指長さ)

エスクリンα100 (104枚入)

品番 SA-0223 ¥270 (21500DZ01714000)

- 高気密度の容器なのでアルコール濃度の低下を抑えます。
- 片手でのフタの開閉が容易にできます。
- 医療用脱脂綿 4×4cm

医薬部外品



80%エタノールを含まれた外皮消毒剤、使いやすいカットシート。

エスクリンαONE (200包入)

品番 SA-0222 ¥1,150 (21700DZZ00168000)

- 使用時に開封するので、乾燥によるアルコール濃度低下の心配はありません。
- 個包装タイプはどこからでも開封することができます。
- 医療用脱脂綿 4×4cm

医薬部外品



コールメン

品番 SA-0219 ¥2,400 (21400DZ01445000)

- 衛生的な使い捨てアルコールカット綿
- 個包装だから中身の乾燥を防ぎ、いつも清潔で安心
- 4cm×4cm 200包入

医薬部外品



カットメン

品番 SA-0220 ¥1,900

- 4×4cm
- 500g
- 箱包装



カットメン

品番 SA-0221 ¥1,900

- 8×16cm
- 500g
- 箱包装



サージマスクTC

- 不織布3層構造
- ゴムかけタイプ
- BFE値95%以上

ホワイト

品番 SA-0625A ¥1,400

- サイズ: 9×17cm
- 50枚入



ホワイト (小児用)

品番 SA-0625B ¥1,400

- サイズ: 7.5×12.5cm
- 50枚入
- ※対象年齢目安: 7~8歳迄

### サンクレーブ SGC-1500 (マイコン搭載フルオートマチックタイプ)

品番 SA-0121 ¥378,000 (22000BZX00197000)

- 本体サイズ：間口358mm×奥行505mm×高さ285mm
- 缶体寸法：φ150mm×270mm ●仕様温度：132℃ (0.2MPa)
- 保護装置：過圧、空焚、過電流 滅菌時間：10分
- 乾燥時間：10分 消費電力：～100V 50/60Hz 770W
- 重量：約16kg 貯水タンク容量：2L



### サンクレーブ SUN-1500 (セミオートタイプ)

品番 SA-0101 ¥315,000 (22000BZX00368000)

- 本体サイズ：間口340mm×奥行465mm×高さ286mm
- 缶体寸法：φ150mm×270mm
- 仕様温度：132℃ (0.2MPa)
- 乾燥方法：ヒーター加熱方式
- 消費電力：～100V 50/60Hz 650W
- 重量：約10kg 貯水タンク容量：2L



### サンクレーブ SGC-220

品番 SA-0121A ¥460,000

- 外形寸法：W440mm×H370mm×D540mm
- 内寸法：φ220mm×360mm
- 滅菌温度：121℃又は132℃選択式
- 制御方式：マイクロコンピューター制御
- 定格電圧：AC100V 50/60Hz
- 消費電力：MAX 1300W
- 重量：29kg
- 時間設定範囲  
滅菌時間 121℃：20～60分  
132℃：5～60分  
乾燥時間 1～60分
- クラスII：特管



### ステアライザー (デジタルタイマー付き)

品番 SA-0642 ¥17,500

- W34×D22×H25cm
- 庫内寸W26×D16.6×H17.7cm
- 消費電力10W・殺菌灯6W
- タイマー30分・60分・90分



### グローランプ (FG-7P)

品番 SA-0127 ¥300



### 紫外線 (殺菌ランプ)



10W 品番 SA-0130

¥3,000

6W 品番 SA-0130A

¥1,650

15W 品番 SA-0130B

¥3,500



タイサリートプラス

4ℓ入	品番 SA-0224A	¥6,600
詰替パウチ480mℓ×4	品番 SA-0224B	¥4,200
500mℓ	品番 SA-0224C	¥1,200

●皮膚の洗浄・殺菌・消毒薬用ハンドソープ

手指消毒剤 ラビングフレッシュ

1ℓ入	品番 SA-0632	¥2,300
-----	------------	--------

- 水洗い不要の速乾性手指消毒剤
- 有効成分クロルヘキシジングルコン酸塩配合により広範囲の微生物に対して短時間で効力を発揮します。
- 3種類の保湿剤配合により、手指に潤いを残します。



消毒用エタノール MA 指定医薬部外品

500ml	品番 SA-0638A	¥400
4ℓ入	品番 SA-0638B	¥2,720

- 手指・皮膚の洗浄・消毒
- 76.9~81.4vol%エタノール



ハンドサニターS

品番 SA-0206	¥1,650
------------	--------

- 効果効能：皮膚の殺菌・消毒および清浄
- 使用方法：本品の適量を手指にとり、もむようにして全体に伸ばして下さい。
- 成分：陽イオン界面活性剤（塩化ベンザルコニウム）  
両性界面活性剤  
アルコール



タイフレッシュ・アルコール液（器具洗浄液）

品番 SA-0200A	¥5,400
-------------	--------

- 使用方法：清拭の場合は、原液にガーゼ又は布を浸して拭き取り、その後水拭きする。汚れのひどい時は、原液に浸漬又は超音波洗浄器を使用後、水洗する。
- 成分：NAP-30・エタノール・イソプロピルアルコール・その他



薬液ボトルを置いた状態

ピュアハイジーン

品番 SA-0627	¥19,800
------------	---------

- センサーが感知して、薬液を自動噴霧。
- 台座の高さを変えると色々なサイズのボトルがご使用になれます。
- 電池式な為、設置場所を選ばない。（アルカリ電池使用で約8万回ブッシュ）
- 動作テスト用マンガン電池（単1、4本）・空ボトル1本付属
- ラビングフレッシュのボトルがそのまま入ります。
- ※ボトル対応可能サイズ：最大約D85×W95×H215~255（mm単位）

## ステンレス手洗台 (1個用)

品番 SA-0301 ¥13,500

●キャスター付 ●32φ鉢用、W33×D33cm



## ステンレス手洗台 (2個用)

品番 SA-0302 ¥17,500

●32φ鉢2個用 ●キャスター付 68×33×H75cm



## ステンレス洗面器

深皿 品番 SA-0305 ¥2,350

●深皿 32φ×11cm

浅皿 品番 SA-0306 ¥1,950

●浅皿 32φ×8cm



## 指頭消毒器

大 品番 SA-0214 ¥1,800

9×7×2.3cm

小 品番 SA-0215 ¥1,600

7.5×6×1.8cm



## 湿布缶

80φ 品番 SA-0312A ¥1,400

90φ 品番 SA-0311A ¥1,550

100φ 品番 SA-0311B ¥1,900

120φ 品番 SA-0310A ¥2,450

140φ 品番 SA-0310B ¥3,000

160φ 品番 SA-0310C ¥3,650

180φ 品番 SA-0309A ¥4,900

200φ 品番 SA-0309B ¥6,050

- 容量:380cc ●サイズ (φ×H) :80×80mm
- 容量:550cc ●サイズ (φ×H) :90×90mm
- 容量:700cc ●サイズ (φ×H) :100×100mm
- 容量:1300cc ●サイズ (φ×H) :120×120mm
- 容量:2100cc ●サイズ (φ×H) :140×140mm
- 容量:3300cc ●サイズ (φ×H) :160×160mm
- 容量:4500cc ●サイズ (φ×H) :180×180mm
- 容量:6000cc ●サイズ (φ×H) :200×200mm



**HAROW WAVE**

ハロウ ウェーブ (ディスポーザブル 波シャーレ)

品番 SA-0641 ¥900

使用する鍼を清潔に保持するための使い捨て波型シャーレ (鍼皿) です。

鍼を取りやすくするために底部分に波のような加工を施しております。(EOGガス殺菌)

●100枚入




**シャーレ波型**

品番 SA-0407 ¥800

●13×4.5cm

**フタ**

品番 SA-0408 ¥800



**滅菌用針皿 (有孔)**

品番 SA-0403 ¥1,200

●13×6cm



**ハリ皿**

大 品番 SA-0411 ¥1,000

●13.5×6.8cm

中 品番 SA-0412 ¥950

●13×6cm

小 品番 SA-0413 ¥850

●12.2×5.5cm



**舟型波付針シャーレ**

大 品番 SA-0409 ¥1,300

●13.9×8.9cm

小 品番 SA-0410 ¥1,200

●12×6.4cm



**歯科皿**

品番 SA-0404 ¥900

●21.5×11.5cm



## 膿盆

小 品番 SA-0434 ¥600

●20×10.7cm

中 品番 SA-0433 ¥700

●21×11.5cm

大 品番 SA-0432 ¥800

●22×12.5cm



## 綿球容器

特大 品番 SA-0317 ¥1,850

14φ×7.5cm

大 品番 SA-0318 ¥1,450

12φ×6.5cm

中 品番 SA-0319 ¥1,180

10φ×5.5cm

小 品番 SA-0320 ¥1,050

9φ×5.5cm



## ハンドラップ

品番 SA-0203 ¥2,100

●150ml

※アルコールは入っていません。



## 鉗子立

大 品番 SA-0324 ¥2,200

10φ×17cm

中 品番 SA-0325 ¥1,700

9φ×14.8cm

小 品番 SA-0326 ¥1,500

7.5φ×12cm

極小 品番 SA-0329 ¥1,200

6φ×10cm



## 万能ツボ (茶)

大

品番 SA-0424

¥1,850

●500cc 9×11cm

小

品番 SA-0425

¥1,700

●250cc 7.5×9cm



## ステンレス万能ツボ

大 8φ 品番 SA-0314 ¥2,400


8φ×9cm 500cc

中 7φ 品番 SA-0315 ¥2,000

7φ×7.5cm 250cc

小 5φ 品番 SA-0316 ¥1,400

5φ×6cm 125cc



## 万能ツボ (白)

大

品番 SA-0422

¥1,850

●500cc 9×11cm

小

品番 SA-0423

¥1,700

●250cc 7.5×9cm



フタ付バット

- |    |            |        |            |
|----|------------|--------|------------|
| 1号 | 品番 SA-0435 | ¥3,300 | ●21×15×4cm |
| 2号 | 品番 SA-0436 | ¥3,800 | ●24×18×4cm |
| 3号 | 品番 SA-0437 | ¥4,300 | ●27×21×4cm |
| 4号 | 品番 SA-0438 | ¥5,200 | ●30×24×4cm |
| 5号 | 品番 SA-0439 | ¥6,500 | ●33×27×4cm |



ステンレスバット (テーパー付)

- |    |            |        |              |
|----|------------|--------|--------------|
| 1号 | 品番 SA-0440 | ¥1,900 | ●21×15×3.5cm |
| 2号 | 品番 SA-0441 | ¥2,200 | ●24×18×3.5cm |
| 3号 | 品番 SA-0442 | ¥2,400 | ●27×21×3.5cm |
| 4号 | 品番 SA-0443 | ¥2,900 | ●30×24×4cm   |
| 5号 | 品番 SA-0446 | ¥3,600 | ●33×27×4cm   |



ガラスシャーレ

- |   |            |        |       |
|---|------------|--------|-------|
| 大 | 品番 SA-0426 | ¥2,800 | ●15cm |
| 中 | 品番 SA-0427 | ¥1,700 | ●12cm |
| 小 | 品番 SA-0428 | ¥580   | ●9cm  |

プラスチックシャーレ

- |            |        |              |
|------------|--------|--------------|
| 品番 SA-0429 | ¥1,300 | ●10個1組 9×2cm |
|------------|--------|--------------|



ステンレスシャーレ

- |   |            |        |         |
|---|------------|--------|---------|
| 小 | 品番 SA-0430 | ¥1,100 | ●9×2cm  |
| 大 | 品番 SA-0445 | ¥1,650 | ●12×2cm |


煮沸用シャーレ

- |            |      |            |
|------------|------|------------|
| 品番 SA-0431 | ¥750 | ●9×2cm 穴アキ |
|------------|------|------------|



ガラス管

- |            |        |                |
|------------|--------|----------------|
| 品番 SA-0414 | ¥1,400 | ●ゴムキャップ付10本セット |
|            |        | ●外径15φ×100mm   |




プラスチック管

- |            |        |              |
|------------|--------|--------------|
| 品番 SA-0415 | ¥1,000 | ●先丸・10本1組    |
|            |        | ●外径16φ×104mm |

ステンレス試験管立 (16φ)

- |            |        |       |
|------------|--------|-------|
| 品番 SA-0417 | ¥1,370 | ●20本用 |
| 品番 SA-0416 | ¥2,600 | ●40本用 |



軟膏壺 (プラスチック製深型)

- |          |             |        |
|----------|-------------|--------|
| 100g 50ヶ | 品番 SA-0450A | ¥3,600 |
| 50g 100ヶ | 品番 SA-0450B | ¥4,800 |
| 30g 100ヶ | 品番 SA-0450C | ¥3,100 |
| 20g 100ヶ | 品番 SA-0450D | ¥2,400 |
| 10g 100ヶ | 品番 SA-0450E | ¥1,900 |
| 5g 100ヶ  | 品番 SA-0450F | ¥1,500 |


カラー:白、レッド、ブルー、イエロー、グリーン、ピンク、藤、オレンジ、クリーム





クラシックカート

- 棚間隔560mmの二段タイプですので、いろいろな大きさの収納物に対応できます。
- 樹脂製ですので、軽量で扱いやすく、移動もスムーズです。
- 3色から選べるので、用途別・使用場所別・フロア別などの色分け管理にも役立ちます。
- 工具不要で簡単に組み立てできます。
- サイズ：W560×D385×H825mm
- 重量：6.1kg
- 材質：棚板=ポリプロピレン  
支柱・手摺・キャップ=ABS
- キャスター：φ100mm
- 棚間隔：560mm
- 耐荷重：30kg（1段）



グレー

品番 SA-0639A

¥14,000



ブルー

品番 SA-0639B

¥14,800



ピンク

品番 SA-0639C

¥14,800



器械卓子 TK

品番 SA-0604 ¥22,000

- W45×D30×H75cm
- ステンレス製
- 手すり付



器械卓子 TA

品番 SA-0603 ¥25,000

- W60×D45×H75cm
- ステンレス製
- 手すり付



器械卓子 C-1C

品番 SA-0609 ¥40,000

- W45×D30×H75cm
- ステンレス製
- 手すり付



ステンレス針灸盤台

品番 SA-0503 ¥37,000

- W35×D29×H65~95cm



ステンレスワゴン20型（2段）

品番 SA-0502 ¥45,000

- W44×D32×H80cm



ステンレスワゴン30型（3段）

品番 SA-0501 ¥50,000

- W44×D32×H80cm



ワゴンカー

品番 SA-0640 ¥18,000

- 移動性に優れた直径7.5cmの双輪キャスター(対角ストッパー付き)を採用。
- 院内イメージに合わせたカラーを選べる環境にやさしいカラー粉体塗装。
- メディカル用スチールワゴンとして多目的に活用できる頑丈な業務用。
- 幅: 55cm 奥行: 36cm 高さ: 73cm
- 材質: スチール製・粉体塗装加工 (4色対応)
- 重量: 約9kg
- 総耐荷重: 約60kg
- カラー: アイボリー、オレンジ、ブルー、ライトブラウン



2 滅菌・消毒器・ワゴン

ワーゴン (キャスター付き)

品番 SA-0635A ¥18,000

- W55×D36×H70cm
- 重量: 約9kg
- 総耐荷重: 約60kg



ツーゴン (キャスター付き)

品番 SA-0635C ¥21,600

- W55×D36×H90cm
- 重量: 約12kg
- 総耐荷重: 約60kg



TRワーゴン (キャスター付き)

品番 SA-0635B ¥24,800

- W55×D36×H70cm
- 重量: 約10kg
- 総耐荷重: 約60kg
- トレー付き



TRツーゴン (キャスター付き)

品番 SA-0635D ¥35,000

- W55×D36×H90cm
- 重量: 約13kg
- 総耐荷重: 約60kg
- トレー付き

