

電動ボディベッド

品番 SB-0506A ¥160,000

有孔電動ボディベッド

品番 SB-0506B ¥160,000

組立仕様に変更した廉価タイプの電動昇降

■昇降シリーズ史上初の脚部現地組立式を採用し梱包をコンパクト化。

■柔らかめのウレタンとかどまる加工シートで心地よい院内環境を演出。

■脚部フレームを内側に加工して頭部側・足側からの施術効率をアップ。

●サイズ：幅 (60・65・70) ×長さ (180) ×高さ (45~81) cm

●オリジナルレザー：18色対応

●クッション厚：6cm

●重量：約50kg



電動ハイローベッド


品番 SB-0158 ¥242,500

●サイズ：幅 (50・55・60・65・70) ×長さ (180・190) ×高さ (45~83) cm

●レザー色：18色対応

●クッション厚：4cm

●重量：約50kg



有孔フタ付電動ハイロー

品番 SB-0158A ¥245,500


●有孔フタクッション付き。

●サイズ：幅 (50・55・60・65・70) ×長さ (180・190) ×高さ (45~83) cm

●レザー色：18色対応

●クッション厚：4cm

●重量：約50kg



電動マイスターS

品番 SB-0507A ¥250,000

有孔電動マイスターS

品番 SB-0507B ¥250,000

■コストパフォーマンスを追求した安全性と機能性の高い垂直式昇降台。

■シートと同色加工で院内での存在感が際立つジャバラユニットを採用。

■安心・安全でスッキリした足元を演出する無線式フットスイッチを採用。

●サイズ：幅 (55・60・65・70) ×長さ (170・180・190) ×高さ (46~78) cm

●オリジナルレザー：18色対応

●クッション厚：3cm

●重量：約65kg



モクベッドS


品番 SB-0476A ¥65,000

有孔モクベッドS

品番 SB-0476B ¥72,500

- スタンダードな木製マッサージベッド。
- 環境に優しいメルクシバインフレーム。
- 脚部滑り止めゴム付き。
- サイズ：幅 (50・55・60・65・70) ×長さ (170・180・190) ×高さ (40・45・50・55・60・65・70) cm指定
- レザー色：18色
- 対応クッション厚：3cm
- 重量：約24kg

モクベッドS



有孔モクベッドS




モクベッドSF

品番 SB-0477 ¥85,000

- メルクシバインフレームを採用した木製マッサージベッド。
- クッションの切替で仰向けとうつ伏せに対応できるオメガ方式有孔。
- 脚部滑り止めゴム付き。
- サイズ：幅 (50・55・60・65・70) ×長さ (170・180・190) ×高さ (40・45・50・55・60・65・70) cm指定
- レザー色：18色対応
- クッション厚：5cm
- 重量：約27kg

モクベッドSF



有孔専用カバー (タオル地)

サックス 品番 SB-0420A ¥1,680

グリーン 品番 SB-0420B ¥1,680

ベージュ 品番 SB-0420C ¥1,680


- サイズ：59×40cm



サンホットBC

品番 SB-0119B ¥32,800

- 発熱面は均一な温度分布のうえ輻射熱の波長が長く体に適切な心地よい暖かさが得られます。
- 繊維状なので折り曲げ強度が大きいので故障の心配がありません。
- 発熱部が特殊な発熱体素子のため消費電力が極めて少なく経済的。
- バック寸法：530×1400×8mm
- 材質：ビニールレザー
- 定格電圧：AC100V (50/60Hz)
- 温度調節：コントローラー式
- 消費電力：120W
- 電子コントローラー付



スチール診察台

ホワイト 品番 SB-0494A

¥39,000

ピンク 品番 SB-0494B

¥39,000

ブルー 品番 SB-0494C

¥39,000

- サイズ：幅60×全長180×高さ55cm
- 重量：20kg
- 材質：スチール、ビニールレザー

難燃 抗菌
耐薬 防汚



ホワイト



ピンク



ブルー

マッサージベッド

品番 SB-0314 ¥60,000

有孔マッサージベッド

品番 SB-0314A ¥67,500

- サイズ：幅 (60・65・70) ×長さ (180) ×高さ (50・55・60) cm指定
- ビニールレザー張り
- レザー色：12色対応
- 脚：スチール・メラミン焼付塗装、アジャスター付


H型ベッド

品番 SB-0319 ¥67,500

有孔H型ベッド

品番 SB-0319A ¥75,000

- サイズ：幅 (60・65・70) ×長さ (180) ×高さ (50・55・60) cm指定
- ビニールレザー張り
- レザー色：12色対応
- 脚：スチール・メラミン焼付塗装、アジャスター付



DXベッド-2

品番 SB-0425 ¥72,500

有孔DXベッド-2

品番 SB-0426 ¥80,000

- サイズ：幅 (60・65・70) ×長さ (170・180・190) ×高さ (45・50・55・60・65・70) cm指定
- レザー色：18色対応

オメガ式DXベッド

品番 SB-0495 ¥90,000

- うつ伏せ時に快適な埋込式ケアフェイスマット付き。
- フラットな無孔ベッドとしても利用が可能な埋込式無孔マット付き。
- ベッド脚部を内側に取り付けることで頭足側のスムーズな施術を実現。
- サイズ：幅 (50・55・60・65・70) ×長さ (170・180・190) ×高さ (40・45・50・55・60・65・70) cm指定
- オリジナルレザー：18色対応
- クッション厚：5cm (本体)
- 重量：約29kg



マッサージSD 品番 SB-0316A ¥80,000
有孔マッサージSD 品番 SB-0316 ¥87,500

- サイズ: 幅 (50・55・60・65・70) × 長さ (170・180・190) × 高さ (40・45・50・55・60・65・70) cm指定
- レザー色: 18色対応 ●クッション厚: 3cm
- 重量: 約27kg



オーダス 品番 SB-0496A ¥110,000
有孔オーダス 品番 SB-0496B ¥117,500

- 強度レベルをアップした上段H型脚部。ベッド下部のスペースを確保。
- ワイドサイズを標準設定とした安定感のある強化型脚部仕様の施術台。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。
- サイズ: 幅 (75・80・85・90) × 長さ (170・180・190・200) × 高さ (45・50・55・60) cm指定
- オリジナルレザー: 18色対応
- クッション厚: 3cm
- 重量: 38kg



※画像は有孔タイプです。




アプローチベッド 品番 SB-0321 ¥85,500

- サイズ: 幅 (32/55・32/60・32/65・32/70) × 長さ (170・180・190) × 高さ (40・45・50・55・60) cm指定
- レザー色: 18色対応 ●クッション厚: 9cm
- 重量: 約27kg



アプローチベッド-2型 品番 SB-0321A ¥85,500

- サイズ: 幅 (32/55・32/60・32/65・32/70) × 長さ (170・180・190) × 高さ (40・45・50・55・60) cm指定
- レザー色: 18色対応 ●クッション厚: 9cm
- 重量: 約27kg



GSイーザーベッド 品番 SB-0322 ¥108,000

- 縦型ヘッド。ガスシリンダー式の角度調節機能付き。
- サイズ: 幅 (50・55・60・65・70) × 長さ (170・180・190) × 高さ (40・45・50・55・60) cm指定
- レザー色: 18色対応 ●クッション厚: 9cm
- 重量: 約30kg



GSイーザーベッド-5型 品番 SB-0497 ¥108,000


- うつ伏せでの施術に最適な緊張を緩和する専用手置き台付き施術台。
- フェイス型ヘッド。ガスシリンダー式角度調整機能付き。15°~40°。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。
- サイズ: 幅 (50・55・60・65・70) × 長さ (170・180・190) × 高さ (40・45・50・55・60) cm指定
- オリジナルレザー: 18色対応
- クッション厚: 9cm (本体)
- 重量: 約30kg



スリムベッド

品番 SB-0498 ¥126,000

- うつ伏せでの施術に最適な緊張を緩和する専用手置き台付き施術台。
 - 縦方調節式ヘッド。ラチェット式15段階角度調節機能付き。15°~15°。
 - 患者様の身長に応じて30cmの伸縮が可能なフットレス機能付き。
 - サイズ：幅（50・55・60・65・70）×長さ（160~190・170~200・180~210）×高さ（40・45・50・55・60）cm指定
 - オリジナルレザー：18色対応
 - クッション厚：9cm（本体） ●重量：約30kg
- ※ロールペーパー
取付金具標準装備。
（ロールペーパー1本付属）



GSステーションアリーテーブル

品番 SB-0322A ¥126,000

- 縦型ヘッド。ガスシリンダー式の角度調節機能付き。
- 15°~40°
- サイズ：幅（50・55・60・65・70）×長さ（160~190・170~200・180~210）×高さ（40・45・50・55・60）cm指定
- レザー色：18色対応



クランク昇降アプローチベッド

品番 SB-0323A ¥190,000

- 抵抗を感じないうつぶせ姿勢を実現する手動クランク式昇降。
- サイズ：幅（32/55・32/60・32/65・32/70）×長さ（180・190）×高さ（45~83）cm
- レザー色：18色対応



パイオニア

品番 SB-0323B ¥300,000

- 最適なポジションを実現する機能派の電動式昇降。
- 縦型ヘッド/ガスシリンダー式角度調節15°~40°。
- サイズ：幅（50・55・60・65・70）×長さ（180・190）×高さ（45~83）cm
- レザー色：18色対応



ライトフェイシャル

品番 SB-0500A ¥58,000

有孔ライトフェイシャル

品番 SB-0500B ¥65,500

- フェイシャル等のエステ専用開発された廉価版マッサージベッド。
- シングルALLレバー式無段階角度調節機能。背0°~70°。脚30°~55°。
- 床面との隙間を微調整できる直径3.8cmの便利なアジャスター付き。
- サイズ：幅56×長さ180×座高60cm指定
- クッション厚：6.5cm
- 重量：約24kg
- オリジナルレザー：18色対応



ライトフェイシャル2型

品番 SB-0501A

有孔ライトフェイシャル2型

品番 SB-0501B

- フェイシャル等のエステ専用開発された廉価版マッサージベッド。
- シングルALLレバー式無段階角度調節機能。背0°~70°。脚30°~55°。
- 安全でスムーズなベッドの乗降を実現する回転式アームレストを採用。
- サイズ：幅56×長さ180×座高60cm指定
- ※上記の幅にアームレストの幅（約8cm×2）は含まれておりません。
- クッション厚：6.5cm（本体）
- 重量：約25kg
- オリジナルレザー：18色対応



アルミポータブルテーブル ソラナ

品番 SB-0508A ¥60,000

ボタン式で簡単に高さ調整でき手間隙いらず！
往診時にはとても便利です！

レザーカラー選べます（ブラック/ティール）

- サイズ：長さ 184×高さ（62cm~82.5）×幅 71cm
- 重量：12kg 動的荷重：204kg 静的荷重：1250kg
- 素材：クッション部分/ウレタン素材（複層構造ソフトフォーム）、レザー部分/ポリウレタン、脚/アルミフレーム
- 付属：フェイスラドル、フェイスクッション、アームレスト、タイヤ付きキャリングバッグ



ポータブルテーブル デルマ

品番 SB-0508B ¥60,000

ポータブルテーブル・デルマは感触の良いポリウレタンのレザー素材を採用し天板は独自のスプリングマットレスを使用しています。強固で耐久性と実用性のある「高品質で低価格」を実現したポータブルテーブルです。

- サイズ：長さ 184（フェイスレスト込み 211）×高さ（59.5~82）×幅 71cm
- 重量：12.5kg 動的荷重：204kg 静的荷重：1250kg
- 素材：クッション部/ウレタン、レザー部/ポリウレタン、脚/ブナ材
- 付属：フェイスクッション、アームレスト、タイヤ付きキャリングバッグ
- 色：アガートブルー、バーガンディー



ポータブルマッサージチェア ラグーナ

品番 SB-0508C ¥35,000

7.6kgの軽量マッサージチェア

強固なアルミニウムフレームと二層構造のクッションに耐久性の高いポリ塩化ビニルレザー素材を採用

- サイズ：高さ 105×奥行 25×幅 50cm
- 動的荷重：159kg 重量：7.6kg
- 素材：クッション部/ウレタン、レザー/ポリ塩化ビニル、脚/アルミニウム ●タイヤ付きキャリングバッグ




折りたたむので収納の際も、持ち運びにも便利。ローラーキャリングバッグ付きなので移動する際に持ち運びできます。

タイフレッシュ・ミスト・プラス

- ① 350mL 品番 SS-0352 ¥1,400
- ② 2L（詰替用） 品番 SS-0352A ¥3,400

ミスト+ウェットワイパーで簡単に除菌・抗菌・除臭!



ミストを噴霧!



ウェットワイパーで拭き取る!

タイフレッシュ・ウェットワイパー（厚手タイプ）

品番 SS-0438 ¥580

ミスト+ウェットワイパーで簡単に除菌・抗菌・除臭!

- サイズ：23×30cm
- 30枚入り



クイックチェアー

品番 SB-0499A ¥55,000

- クイックマッサージに最適な軽量コンパクトでシンプルな機能性。
- 座位の状態からリラックスしてマッサージを提供する椅子型施術台。
- サイズ：幅51×奥行85×高さ116（座高41/46）cm
- 重量：約14kg
- ヘッド&バスト：長穴有孔（8×28cm）・フック式5段階角度調節機能
- 座部：6cmクッション
- 手置き：円柱型アームレスト
- 膝置き：無し
- 前ボール&後ボール：高さ固定式
- オリジナルレザー：18色対応



SDポータル

品番 SB-0499B ¥58,000

- クイックマッサージに最適な折りたたみ式軽量ポータルチェアー。
- 座位の状態からリラックスしてマッサージを提供する椅子型施術台。
- サイズ：幅50×奥行85×高さ116cm
- クッション厚：4cm（座部・手置き）・6cm（胸部）・3cm（膝置き）
- 重量：約14kg
- ヘッド：フェイスマット・無段階角度調節機能
- 手置き：ラウンド型アームレスト・3段階高さ調節機能
- 座部：3段階高さ調節機能
- オリジナルレザー：18色対応



ローズ60

品番 SB-0478 ¥57,000

- 軽さと実用性を優先する幅60cmを標準設定した木製ポータルベッド。
- 6cmの高反発・高密度ウレタンを採用。便利なフタクッション付き。
- 安全性と強度を優先したダブルノブネジ式7段階高さ調節機能付き。
- サイズ：幅60×長さ183×高さ45~65cm（7段階調節）
- クッション厚：6cm
- 重量：約14kg
- レザー色：3色対応



ローズ70

品番 SB-0479 ¥60,000

- 安定感のあるワイドな幅70cmを標準設定した木製ポータルベッド。
- 6cmの高反発・高密度ウレタンを採用。便利なフタクッション付き。
- 安全性と強度を優先したダブルノブネジ式7段階高さ調節機能付き。
- サイズ：幅70×長さ183×高さ45~65cm（7段階調節）
- クッション厚：6cm
- 重量：約15kg
- レザー色：3色対応




プレミアムボディマット

品番 SB-0509 ¥83,000

- 5種類のサポートクッションから形成される極上のポジションを実現。
- 人間工学に基づいた自然な状態の姿勢で脱力したリラックス感を提供。
- 鍼灸やカイロから訪問マッサージや理学治療法まで究極のボディマット。

▼専用レザー6色からお選びいただけます。（鉛や水銀等を含む6有害物質不使用）



ニット（伸縮）診察台カバー

伸縮性の生地を利用し、診察台にフィット。マチにゴムをいれることによりフィット感を増すように作成。裏は滑り止めフィルムを使用し、ズレにくいように作成。

60×180	品番	SB-0468A	¥5,000
65×180	品番	SB-0468B	¥5,000
70×180	品番	SB-0468C	¥5,000
60×190	品番	SB-0468D	¥5,300
65×190	品番	SB-0468E	¥5,300
70×190	品番	SB-0468F	¥5,300



診察台カバー

布製・ヒモ付・フリル付

60×180cm	品番	SB-0109	¥6,000
65×180cm	品番	SB-0110	¥6,000
70×180cm	品番	SB-0111	¥6,000
75×180cm	品番	SB-0112	¥6,000
65×190cm	品番	SB-0108	¥6,500
70×190cm	品番	SB-0114	¥6,500



タオル地診察台カバー

カラー：サックス（ブルー）・グリーン

洗濯・交換時に取り替えが簡単にできます。耐久性・保温性に優れています。

診察台にぴったりフィットし、ズレや縮みがありません。

●60×180cm

●素材／表：綿100%（タオル地）裏：ポリウレタン樹脂コーティング（完全防水）

60×180	品番	SB-0150A	¥8,800
65×180	品番	SB-0150B	¥8,800
70×180	品番	SB-0150C	¥8,800
65×190	品番	SB-0150D	¥9,300
70×190	品番	SB-0150E	¥9,300



メディカルディスプレイーツ

巾750mm 4巻入り 品番 SB-0122 ¥19,500

●巾750mm

●長さ100m巻き（長さ60cmごとにミシン目入り）

●1ケース4巻入り

●1ケースで220枚取り（1枚180cmの場合）



上掛けタオル

品番 SB-0151 ¥3,800


汗や水分をすみやかに吸収するコットン素材のバイル織り。

カラー：サックス（ブルー）・ページュ・グリーン

●サイズ：900×1500mm

●素材／綿100%（タオル地）

●重さ：500g



温感マグマ 速感

品番 SB-0163 ¥4,000

●内容量：100g入り

※無香料、無着色、無鉱物油、ノンアルコール、弱酸性

【使用方法】

- 適量を手に取り、気になる部分にたっぷり塗って擦り込んでください。
- 白いクリームが皮膚に吸収されるまでじっくりとマッサージしてください。
- サポーターなどをお持ちになっている場合は、本品を塗ってマッサージした後付けていただくのがおすすめです。
- クリームの白さがなかなか取れない場合には、いったん手を止めて30秒以上経過してから再度塗り込むと早く透明になります。



ひざほか ホットゲル

100g 品番 SB-0191A ¥2,500

300g 品番 SB-0191B ¥6,000

気になる部分に塗って、マッサージするだけ!

●ひざほかホットゲルは「グルコサミン」「コンドロイチン」「MSM」等の天然成分を配合していますので、マッサージゲルとして安心してお使いになれます。

★カプサイシン（トウガラシエキス）は、使っておりませんのでピリピリとした刺激感がありません。



バイオフィリーズ・チューブ

品番 SB-0153

¥1,900

アイシングマッサージジェル。

●内容量：110g



バイオフィリーズ・徳用ボトル

品番 SB-0154

¥6,800

アイシングマッサージジェル。

●内容量：452g



温Qジェル チューブ

品番 SB-0192A ¥1,800

温Qジェル ボトル

品番 SB-0192B ¥6,000

●温Qジェルはお肌に塗ってマッサージするとじんわり温かさが継続する温感マッサージジェルです。

●内容量：350g



バイオフィリーズ・ロールオン

品番 SB-0154B ¥1,900

先端部球体がボールペンの先の様にクルクル回転し手を汚さずに塗布出来ます

●内容量：82g



バイオフィリーズ・業務用ボトル

品番 SB-0154A

¥12,800

アイシングマッサージジェル。

●内容量：904g



バイオフィリーズ・ギャロンタイプ

品番 SB-0154C

¥46,200

アイシングマッサージジェル。

●内容量：3,509g



ピローシート (200枚入)

品番 SB-0510 ¥1,700

- 30cm×30cm
- 材質：不織布



1枚ずつ取り出せ衛生的

ピローシート Y字スリット (200枚入)

品番 SB-0511 ¥1,900

- 有孔ベッドにも使用できます。
フェイスクッションの形に合わせてスリットが開きます
- 30cm×30cm
 - 材質：不織布



1枚ずつ取り出せ衛生的

ピローシート (500枚入)

品番 SB-0512 ¥4,200

- 30cm×50cm
- 材質：不織布



フェイスペーパー

品番 SB-0301
¥18,000


- 43×30cm
- 素材レイヨン
2,500枚入り



フェイスペーパー・Sカットタイプ

品番 SB-0301A
¥14,000

- 毛羽立ちにくいバルブ素材として
います。水分（汗など）の吸水
性にたいへん優れています。
- サイズ：450mm×300mm
 - 1箱2000枚入り



ドリームワインゲル

品番 SB-0160
¥3,500


クールな感触でボディをリフレッシュします。
皮膚を保護する。テーピング前に。素早い
乾燥。爽やかなペパーミントの香り。
(270g入)



ドリーム430

品番 SB-0162
¥3,800


壮快でソフトな刺激です。リラックスへの誘
い。クールダウンに。滑らかさ満点。ク
ールなユーカリの香り。(430g入)



ドリーム500

品番 SB-0161
¥3,800

無臭・無刺激タイプ。敏感肌の人にも。抜
群の伸びのよさ。肌にやさしい馬油入り。
ウォームアップ。(500g入)



半円額マクラ

●30×13.5×6cm

ブラウン	品番	SB-0214	¥3,500
パステルブルー	品番	SB-0214BP	¥3,500
パステルグリーン	品番	SB-0214CP	¥3,500
パステルイエロー	品番	SB-0214DP	¥3,500
パステルピンク	品番	SB-0214EP	¥3,500



布カバー (白)

品番 SB-0214A ¥800



フェイスマット

●30×32×8cm

ブラウン	品番	SB-0229	¥7,400
パステルブルー	品番	SB-0229BP	¥7,400
パステルグリーン	品番	SB-0229CP	¥7,400
パステルイエロー	品番	SB-0229DP	¥7,400
パステルピンク	品番	SB-0229EP	¥7,400



バストマット

●55×45×9cm

ブラウン	品番	SB-0202	¥7,500
パステルブルー	品番	SB-0202BP	¥7,500
パステルグリーン	品番	SB-0202CP	¥7,500
パステルイエロー	品番	SB-0202DP	¥7,500
パステルピンク	品番	SB-0202EP	¥7,500

半円マクラ

●38×21×10.5cm

ブラウン	品番	SB-0213	¥4,500
パステルブルー	品番	SB-0213BP	¥4,500
パステルグリーン	品番	SB-0213CP	¥4,500
パステルイエロー	品番	SB-0213DP	¥4,500
パステルピンク	品番	SB-0213EP	¥4,500



布カバー (白)

品番 SB-0213A ¥940



胸当てマクラ

●35×38.5×10~2cm

ブラウン	品番	SB-0217	¥5,000
パステルブルー	品番	SB-0217BP	¥5,000
パステルグリーン	品番	SB-0217CP	¥5,000
パステルイエロー	品番	SB-0217DP	¥5,000
パステルピンク	品番	SB-0217EP	¥5,000

布カバー (白)

品番 SB-0217A ¥1,350

フェイスマット台座

品番 SB-0480 ¥5,000

- うつ伏せ寝の息苦しさを軽減!
- 現在使用しているフェイスマットの下に敷くだけ
- サイズ: 縦26cm×幅28cm×厚1.5cm
- カラー: ホワイト (半透明)
- 材質: ポリプロピレン




バストマット用カバー

(ハーフサイズ・タオル地)
サックス・グリーン

品番 SB-0227 ¥2,200

- サックス (ブルー)・グリーン





額マクラ (小)

品番 SB-0224

¥1,300


●13×26×4.5cm

額マクラ (大)

品番 SB-0225

¥1,500

●13×26×6cm



角マクラ(黒・ビニール)

品番 SB-0207

¥1,500


●13×32.5×8cm

角マクラ(茶・合成皮革)

品番 SB-0221

¥2,000

●13×32.5×8cm



タオル地カバー (角・半円額マクラ用)

品番 SB-0228

¥1,500

●サックス (ブルー)、●グリーン ●34×45cm

●マジックテープ止め



マックスリラックス フェースクッション

品番 SB-0410

¥6,800

●ニツ折式 ●W2.4×D4.2×H7cm

フェイスクッション

品番 SB-0216

¥7,400

●33×26×8.5cm

●ブラウン・ソフトブルー
・ソフトグリーン



マッサージマクラ
(黒・合皮)

品番 SB-0222

¥3,500

●25×45×6cm

ひじ・ひざマクラ
(茶)

品番 SB-0215

¥7,800

●45×21×16cm

マッサージマクラ
(茶・合皮)

品番 SB-0222A

¥3,500

●25×45×6cm



ひざマクラ (黒)

品番 SB-0204

¥9,000

●40×30×25/27cm




あしやすめ

品番 SB-0491 ¥8,800

●150×290×100 (60) mm×2ヶ



切り離すことにより単体での使用ができます。
マジックベルトで幅がアジャスト (調整) できます。



フットスリーブ

品番 SB-0473 ¥13,300

●サイズ: 幅50cm×奥行61cm×高さ16cm/22cm

●レザー色: 18色対応



フットアップサポート

品番 SB-0232 ¥9,500

フクラハギ (下肢) のフィット感を高め、自由なリフティングが実現。フクラハギを包みこむめらかな曲線が至福のリラックスを与えます。カカトを高く上げてのご使用に。フクラハギにそわせてのご使用に。トリートメントに合わせて両サイドからご使用いただけます。

●サイズ: 幅45cm×奥行51cm×高さ2.5cm/16cm

