


遠赤外線ホワイトィ・ビームメタル

品番 SF-0218A ¥380,000

- 金属質は遠赤外線の90%を反射する性質がありますので、鍼、SSPが熱くなる心配はありません。
- 深達力（皮下2~3cm）があるため皮膚表面に対してはマイルドであり、皮膚の焼けるような刺激は皆無です。
- ホワイトィ・ビームは脊椎の左右2対、計4体の放射体であるため、肩から腰までワイドな治療が可能。
- 照射距離、角度調整、温度調整がワンタッチで簡単です。
- 赤外線放射体は特殊セラミック製のため人体に有効、副作用のない生育光線治療器です。
- 電源：AC100V・50/60Hz
- 消費電力：230~600W（可変式）
- 安全機能：60分タイマー
- 重量：18kg  
（クラスII：特管）



4

赤外線灯・カーボン灯

サン・ビーマー ST型

品番 SF-0245 ¥450,000 (21300BZZ00107000)

抜群の小回りタイプ。照射部の上下移動が滑らかな多目的タイプ。角度・高さを自由に調整。椅子やベッドでの使用が可能で対応範囲が広い小回りのよい治療器です。

- 電源：AC100V（50/60Hz） ●消費電力：400W
- タイマ機能：急速加温機能、出力調整0~99%、タイマ0~30分（デジタル減算方式）、予熱機能付き、終了音
- 放射体：特殊セラミックス ●照射部寸法：W250×D365mm
- 外形寸法：W440×D645×H1,240mm 重量：約19kg（クラスII：特管）



サン・ビーマー DST型

品番 SF-0246 ¥550,000 (21300BZZ00233000)

ワイド照射で使い勝手抜群。上半身、下半身をワイドに照射できます。高照射率や加温が可能。横移動や上下移動の簡単な使いやすい移動式治療器です。

- 電源：AC100V（50/60Hz） ●消費電力：500W
- タイマ機能：急速加温機能、出力調整0~99%、タイマ0~30分（デジタル減算方式）、予熱機能付き、終了音
- 放射体：特殊セラミックス ●照射部寸法：W250×D620mm
- 外形寸法：W623×D723×H1,510mm ●重量：約26kg（クラスII：特管）



アダプター

品番 SF-0210  
¥1,600

- 太口から細口に



赤球（細口）

品番 SF-0213  
¥7,600

- 細口300W
- 硬質ガラス使用




## セラビア3300

品番 SF-0228A ¥340,000 (21400BZZ00346000)

急速加温機構の搭載により通常加温300Wの2倍、600Wで急速加温します。そのため治療開始を待つ煩わしさがありません。

- 電源：AC100V 50/60Hz
- 消費電力：通常加温時300W、急速加温時600W
- 寸法：W550×H1,555×D825mm
- 質量：25kg
- 治療時間：1~30分（1分単位）（クラスII：特管）



## ハートビーマ HB-100

品番 SF-0230 ¥415,000 (20900BZZ00534000)

- 電源：AC100V 50/60Hz
- 電源入力：380VA
- 寸法（照射部除く）：W480×D435×H980（mm）
- 重量：28kg
- 温度設定：150・200・250・300・350℃
- （クラスII：特管）


赤外線治療器ハートビーマは、独自のESPER（Electric Skin Photo Etching Radiator）ヒーターを採用したことにより、予熱することなく急速昇温。煩わしい待ち時間を一気に解消しました。



## ハートビーマ HB-200

品番 SF-0231 ¥625,000 (20900BZZ00535000)

- 電源：AC100V 50/60Hz
- 電源入力：680VA
- 寸法（照射部除く）：W480×D435×H980（mm）
- 重量：31kg
- 温度設定：150・200・250・300・350℃
- （クラスII：特管）



サン・ビーマー (SHタイプ)

品番 SF-0251A ¥250,000 (21300BZZ00266000)

- 赤外線波長の応用による温熱治療器です。
- 遠赤外線共鳴熱エネルギーと換気ファンの共同作用が「まろやか温感」を生み出します。
- 形式：折りたたみ・据置式・特殊カバー式
- 電源：AC100V 50/60Hz ●消費：400W
- 外形寸法 (mm)：W600×D530×H510  
架台折りたたみ時：W590×D530×H240
- 照射部寸法 (mm)：250×365 ●重量 (kg)：約6.5
- 放射体：特殊セラミックス 中心波長：8μ~15μ
- タイマ機能：0~60分 デジタル減算方式
- 出力機能0~99% (設定10段階)

サン・ビーマー (DHタイプ)

品番 SF-0251B ¥350,000 (21300BZZ00233000)

- SHタイプの照射部をワイドにしたもので加温効果を高めます。
- 赤外線波長の応用による温熱治療器です。
- 遠赤外線共鳴熱エネルギーと換気ファンの共同作用が「まろやか温感」を生み出します。
- 形式：折りたたみ・据置式・特殊カバー式
- 電源：AC100V 50/60Hz ●消費：500W
- 外形寸法 (mm)：W650×D850×H563  
架台折りたたみ時：W620×D850×H267
- 照射部寸法 (mm)：250×620 ●重量 (kg)：約8
- 放射体：特殊セラミックス 中心波長：8μ~15μ
- タイマ機能：0~30分 デジタル減算方式
- 出力機能0~99% (設定10段階)



遠赤外線ドームサウナ ダイアドームリフレ

品番 SF-0247 ¥327,800

ドームの内側全面から遠赤外線が全身に集中放射され、小さい電力で大きな温熱効果が得られます。裏面アルミ箔により、パワーの大部分を人体側に反射し、高い遮熱効果でさらに省エネ。電気を入れてから5分で入浴可能になる立ち上がりの早さで、お待たせしません。ドームを2つに分割できるので、どこでも簡単に設置でき、収納も楽。入浴時は、上半身部分を前後にスライドさせれば、自分ひとりで気軽に入れます。スライド部分は、指一本で前後スライドがスムーズに行なえます。

- 定格：AC100V 800W 最大800W 最小80W 出力調節器：位相制御による無段階電圧調整
- タイマー：電動60分終了音付
- 遠赤外線照射ヒーター：大ドーム200W×2 小ドーム 175W×2 50W×1
- サイズ：大ドーム 幅72×高さ46×長さ91cm 小ドーム 幅62×高さ41×長さ91cm
- 収納時：幅72×奥行46×長さ91cm 重量：大ドーム9kg 小ドーム10kg コントローラー2kg
- 付属品：スポンジレザー長枕、ネックカバー、反射敷きマット



簡単操作で最適温度に  
大・小ドームの赤外線ヒーターを  
それぞれお好みの  
温度に設定可能。  
時間の正確な電動タイマーを装備。



コウケントー1号器

品番 SF-0113 ¥120,000  
(14800BZZ00510000)

- 重量: 15kg
- 定格: 100V・300W・50/60Hz
- 放射器口径: 31cm
- 高さ: 85cm  
(クラスII: 特管)
- 付属品: 床置用照射器スタンド、1号集光器、2号集光器、3号集光器



カーボン  
5000番  
3000番  
3001番  
3002番  
4008番  
各10本付  
(1、2、3号器共に)

コウケントー2号器

品番 SF-0114 ¥100,000  
(14800BZZ00510000)


- 重量: 11kg
- 定格: 100V・300W・50/60Hz
- 放射器口径: 31cm  
(クラスII: 特管)
- 付属品: 床置用照射器スタンド、1号集光器、2号集光器、3号集光器



コウケントー3号器

品番 SF-0115 ¥170,000  
(14800BZZ00510000)

- 重量: 26kg
- 定格: 100V・300W・50/60Hz
- 放射器口径: 31cm
- 高さ: 160cm  
(クラスII: 特管)
- 付属品: 1号集光器、2号集光器、3号集光器
- 別売品: 床置用照射器スタンド



1号集光器

品番 SF-0116H ¥2,300



2号集光器

品番 SF-0116I ¥1,500



3号集光器 (ガラス管付)

品番 SF-0116J ¥2,250



床置用照射器スタンド

品番 SF-0116K ¥3,000



1号器専用 キャスタースタンド

品番 SF-0113A ¥12,000



部品

ホルダー (カーボン固定ネジ付) 2ヶ

品番 SF-0131 ¥1,300

補助器 2ヶ

品番 SF-0131A ¥140



コウケントー芯

●国産カーボン (1箱10本入)

番号	品番	価格	番号	品番	価格
5000番	SF-0112A	¥2,200	5002番	SF-0112A	¥2,200
3000番			5003番		
3001番			6000番		
3002番			6001番		
4008番			6002番		
3003番			6003番		
3004番			6004番		
3005番			6005番		
3006番			6006番		
3007番			6007番		
3009番	6008番				

●ドイツ製カーボン (1箱10本入)

番号	品番	価格
1000番 (キノノリス)	SF-0112B	¥3,500
4000番		
4001番		
4002番		
4003番		
4004番	SF-0112C	¥4,500
4005番		
4006番		
4007番		
4009番		

カーボン

●各種とも、1箱10本入。

I 品番 SF-0103 ¥2,980

カーボン総合光線 (白表示)

赤外線・紫外線・可視光線がほぼ3等分ずつ含まれる標準光線です。一般的に各科の疾患に最も多く用いられます。

II 品番 SF-0104 ¥2,980

カーボン赤外線 (赤表示)

赤外線が多く、沈痛、消炎、解毒、循環促進等に用いられます。紫外線が少なく、皮膚に対する刺激が少ないので皮膚があれません。

III 品番 SF-0105 ¥2,980

カーボン紫外線 (紫表示)

紫外線が多いので、殺菌、化骨に成果があり、刺激が強いため、始めの1、2回だけにします。人によっては、照射後皮膚がヒリヒリすることがあります。

IV 品番 SF-0106 ¥2,980

カーボン可視光線 (黄表示)

可視光線量が多く強い黄色光です。特に深部作用、新陳代謝、消炎、硬結吸収等の作用があります。

V 品番 SF-0107 ¥2,980

スーパーカーボン (黒表示)

他に比べ、熱量が20%多く、遠赤外線、キノノリスを含んでいるので、熱の皮下浸透度が高い。

