

オスピナレーター-R-303ウェーブ

品番 SD-0122A ¥1,700,000 (22000BZX00958000)

体形にあわせて変化するローラーシステムで理想的な上半身の療法治療（体形ガイド療法）。「強もみ」派から高齢者女性に人気の「ソフトタッチ」派まで、幅広いニーズにこたえる治療強度の設定。バイブレーションか療法が選べる下肢部の治療など、ハイ・クオリティ&ロー・プライスのベッド型マッサージ器。

- 定格電源電圧：AC100V ●定格電源周波数：50/60Hz
- 消費電力：400VA（ヒーターON）300VA（ヒーターOFF）
- 電撃の保護形式：クラスI ●電撃の保護程度：B形
- 外形寸法：W2110×D720×H540mm ●本体重量：115kg（クラスII：特管）



独特なカーブを描く頸部から腰部の人体ライン。ローラーシステムはこのラインを適切にトレースしますので、「痛みなく、刺激バランスのよい」理想的な療法治療を実現しました。（体形ガイド療法）

ベッド型マッサージ器／インペリアル シンフォニー TX-8800

品番 SD-0118A ¥4,900,000 (22000BZX00957000)

LX-7700

品番 SD-0118B ¥4,000,000 (22000BZX00957000)

古くから、「手技に優るマッサージは無い。」といわれ、機械での再現は困難とされてきました。

シンフォニーは「手技に限りなく近づく。」を開発テーマに、エアバック・システム（業界初）によるマッサージや牽引機能などを装備。従来のコンセプトを超えた、最高峰のベッド型のマッサージ器です。

- 定格電圧：AC100V 50/60Hz
 - 消費電力：600VA（ヒーターON）400VA（ヒーターOFF）
 - 電撃保護形式：クラスI機器 電撃保護程度：B形
 - 外形寸法：W2400×D740×H560mm、操作部の高さ／H1400mm（外形寸法はTX-8800／LX-7700ともに共通）（踏台：オプション）
 - 本体重量：255kg（TX-8800）／200kg（LX-7700）
 - 牽引能力（TX-8800）：腰椎／50～950N（5～95kg）、頸椎／50～500N（5～50kg）、足首／50～500N（5～50kg）
 - 電磁両立性（EMC）：IEC60601-1-2：2001適合
 - （牽引機能付）
- （クラスII：特管）

LX-7700
（牽引機能はありません）

TX-8800

●操作部液晶パネル

ニーズの高い腰椎牽引・頸椎牽引治療に、シンフォニーが冴えます。（足首牽引も可能）



①エアバック・システム（業界初）
ベッド部に内蔵されたエアバック・システムが腰椎牽引時に自動的に作動して、理想的牽引姿勢であるセミファーラー姿勢を保持します。



④頸椎牽引



②ファンタッチ脇装具
ベッド部に装備された脇装具は、患者さんに装具を付ける手間を省いたファンタッチ式の一体型です。（脇部の前後・左右が調節できる機能が付いています。）



⑤足首牽引

③分割スライドベッド機能
ベッド部は腰椎牽引時に分割・スライドしてスムーズな牽引を行います。

クワトロマーノ HS-30

品番 SD-0265 ¥5,100,000
(224AABZX00161000)

- クワトロモーションコントロール
4つのノズルの動きで、水流の動きを細かく制御。一人ひとりの体格に合わせたマッサージパターンを実現します。
- 体格に合わせた快適マッサージ
クワトロモーションコントロールにより、身長と肩幅に合わせて、マッサージの位置を調節できます。
- 電源：HS-30S：単相 AC200V 50/60Hz/
HS-30T：三相 AC200V 50/60Hz
- 電源入力：単相/三相 6.0kVA
- 外形寸法：約W820×L2330×H840mm
- 質量：約200kg（注水時 約430kg）
- 強さ調節：5段階（1～5）



2つの部位を同時に
マッサージできる4ノズル



4ノズルで使用する場合は、2つの部位を同時にマッサージすることができます。2ノズルよりも高効率なマッサージが行えます。
例) 肩甲骨周辺と胸背部、胸背部と腰背部、腰背部と太腿後面など

力強い水圧の2ノズル



2ノズルで使用する場合は4ノズルの約25%アップの強度でマッサージが行えます。

タッチパネルによる高い操作性



操作パネルにはカラー液晶タッチパネルを採用。高い視認性と操作性により、操作する方をサポートします。

ウォーターベッド型マッサージ器アクアフェアリー AF-3500

品番 SD-0277 ¥4,900,000

コンセプトは「人体リズムとの共振による深部筋のマッサージ効果」です。アクアフェアリーに採用の3タイプ5種類計8基のスクリュノズルより発生する水圧振動は人体各部の持つ固有振動数と共振し、増幅して深部筋に作用します。(人体振動理論、人体振動伝達特性) 加えて高度な消波技術を駆使し、ウォーターベッド特有の頭部の揺れを極限まで抑え、船酔い症状の発生を制御します。

- 定格電圧：AC100V 50/60Hz
- 外形寸法：2310 (W) ×740 (D) ×615 (H) mm 仰臥部高さ：520 (H) mm
- 注水量（水道水）：約110リットル
- 本体質量：155kg（注水時質量：約265kg）
- タイマー：1～99分（1分毎設定のデジタル・タイマー）
- プログラム：8種類（モード30種類）
- 水温設定：20～40℃

快適性

心地よいプライベート空間を提供する頭部フード（オプション）

専用の頭部フードは患者様の頭部周辺を覆い、プライベート空間を演出してリラクゼーションに配慮しました。



12

ローリング・マッサージ・牽引装置

アクアキューブ

SA (単相)

品番 SD-0327A ¥5,180,000 (227AIBZX00032000)

TA (三相)

品番 SD-0327B ¥5,180,000 (227AIBZX00033000)

肩甲骨周りへの下から受ける従来の水圧刺激に「打たせ湯」のように肩の上から当たる水圧刺激「肩専用Cubeノズル」を加えることで3次元アプローチが可能になりました。

- 電源電圧: AC200V~220V 単相50/60Hz (SA)
AC200V 三相50/60Hz (TA)
- 寸法: 2,330 (L) × 840 (W) × 950 (H) mm
※ただし乗込部高さ510mm
- 質量: 260kg (注水時490kg)
- 治療時間設定: 1~99分 (1分単位) 最大設定時間の±5%の誤差
- 水温設定: 24~40℃ (9段階)



アクアタイザー QZ-260SG

品番 SD-0328A ¥5,370,000 (229AABZX00048000)

6つのノズルが強くやさしい刺激を生み出し、快適さを実現するマッサージマシンへと進化しました。

さまざまな好みにこたえる多彩なマッサージ

- 6段階の強さが設定可能
- オリジナルプログラムの作成が可能
- 7種類の手もみの技を再現
- 定格電源電圧及び周波数: 単相200V 50/60Hz
- 寸法: 長さ2,290×幅820×高さ1,080 (mm)
ベッドの高さ500 (mm)
- 質量: 230kg (注水時450kg)
- 治療タイマー: 設定時間1~99分
精度 設定時間の±5%以内




アクアタイザー QZ-260SG

フード付き

品番 SD-0328B ¥5,520,000 (229AABZX00048000)



さまざまな好みにこたえる多彩なマッサージパターン





浮腰式腰痛治療器プロテック-Ⅲ

品番 SC-0326 ¥2,000,000


浮腰式（ふようしき）腰痛治療とは文字通り、腰から下肢部を宙に浮かし腰部に負担をかけている上半身の重さ（体重の約6割）を取り除き、椎間板内圧を減圧させ痛みを緩和しながら、運動療法を行う治療法です。

- サイズ：W60×D100×H220cm
- 重量：110kg ●使用可能体重：200kg
- モーター：入力 AC100V／出力 DC24V

●股関節の開排運動



●股関節の屈伸運動



●腰椎・骨盤の回旋運動



FMT腰痛治療 運動療法実践マニュアル
【スタンダード版】

品番 SD-0326A ¥12,000

腰痛治療器プロテックⅢを用いた実践的なFMT腰痛治療法／運動療法実技マニュアル



頸椎ハーネス

品番 SD-0326B ¥18,000

- 材質：牛皮革／ウレタンゴム
- 外寸法：幅740×高さ60×奥行80mm
- 重量：約0.5kg



牽引クランク治療台

品番 SC-0324 ¥125,000 (27B3X00231000007)

- 腰部の簡易的な牽引を行う手動式治療台。
- 足首部：長さ2cm間隔、16段階ストッパー式調節機能付き。高さノブネジ式調節機能付き。
- 両脇・両足首の装具は硬質チップウレタン仕様・直径10cm。
- サイズ：幅55×長さ162～192×高さ40cm
- クッション厚：3cm（本体）
- 重量：約29kg



オルソトラック ラセディア OL-6600


品番 SD-0329A ¥2,800,000 (229AABZX00041000)

シンプルなデザインで省スペース

寝たままの姿勢で患者さまの負担も軽減

頰椎・腰椎牽引装置

- 電源：AC100V 50/60Hz
- 電源入力：200VA
- 外形寸法：約800×1240×1840 (H) mm
- 質量：約121kg
- 牽引力：頰椎 29~245N (3~25kgf)
腰椎 49~588N (5~60kgf)
- 治療時間：1~99分 (1分単位)
- 安全機能：患者用停止リモートスイッチ、
過牽引保護機能



12


ローリング・マッサージ・牽引装置

オルソトラック ラセディア OL-6100

品番 SD-0329B ¥2,270,000 (229AABZX00040000)

腰掛けるだけで腰椎牽引が可能なスタンダードモデル (腰椎牽引のみ)

- 電源：AC100V 50/60Hz
- 電源入力：200VA
- 外形寸法：約800×1240×1530 (H) mm
- 質量：約108kg
- 牽引力：49~588N (5~60kgf)
- 治療時間：1~99分 (1分単位)
- 安全機能：患者用停止リモートスイッチ、過牽引保護機能



トラックタイザー TC-6A

品番 SD-0236 ¥1,100,000 (22000BZX00836000)

腰椎牽引、頸椎牽引兼用タイプです。

- 電源：AC100V 50/60Hz
- 消費電力：50VA 最大牽引力：それぞれ60kg
- 安全装置：安全リモコンスイッチ、異常動作検出回路
- 寸法：(ベッド) 幅560×奥行2,125×高さ560mm
- 重量：本体：36kg ベッド：38kg
(クラスII：特管)




トラックタイザー TC-30D

Aセット・2人用

品番 SD-0330 ¥2,030,000 (22000BZX00833000)

扱いやすい操作性に加え、スローストップ&スタート機構やリズムカルモードを採用。

- 電源：AC100V 50/60Hz
- 最大牽引力：それぞれ990N (99kg)
- 本体寸法：幅314×奥行572×高さ872 (mm)
(組立後の高さ2,082mm)
- ベッド寸法：幅560×奥行2,127×高さ575 (mm)
- 質量：本体 55kg・ベッド 38kg



トラックタイザー TC-C1

品番 SD-0280 ¥2,050,000 (226AABZX00076000)

- 定格電源電圧及び周波数：AC100V 50/60Hz 200VA
- 牽引ポジション：7段階 (10°、15°、20°、25°、30°、35°、40°)
- 牽引力：10~250N (1.02~25.5kg)、10N単位 精度：90±15N、250±40N
- 治療タイム：1~99分または連続 (1分単位) 精度：設定時間の±5%
- 外形寸法：幅640×奥行1,130 (1,400) ×高さ1,790mm
- 質量：100kg




12

ローリング・マッサージ・牽引装置

頸椎用ハンガー

品番 SD-0225 ¥4,000



吊滑車

品番 SD-0268 ¥7,500



皮製頸椎装具

品番 SD-0227 ¥12,000



自在ロープ

品番 SD-0267 ¥2,800

- ロープ長さ3m付
- ロープ径8mm、ナイロン混紡



頸椎用ブラケット

品番 SD-0266 ¥23,000

- 材質：スチール塗装仕上
- 外寸法：幅40×高さ405×奥行425mm
- 重量：約1.5kg



フェルト製頸椎装具

品番 SD-0227A ¥12,000



スチールバッグ

牽引に使用する重錘で、従来の砂袋よりコンパクトに出来て安全に使用出来ます。

- 材質：キャンバス（鉄球入）

0.5kg 品番 SD-0269 ¥3,300

1kg 品番 SD-0270 ¥3,800

2kg 品番 SD-0271 ¥4,400

3kg 品番 SD-0272 ¥5,100

4kg 品番 SD-0273 ¥5,700

5kg 品番 SD-0274 ¥6,200

10kg 品番 SD-0275 ¥8,400




ノッカー (日本製)

品番 SC-0202 ¥38,000




アクティベータI

品番 SL-0226 ¥55,000



アクティベータII

品番 SL-0220A ¥75,000




アクティベータIV

品番 SL-0224 ¥125,000



アクティベータII
イージーグリップ

品番 SL-0227 ¥75,000



アクティベータIV
イージーグリップ

品番 SL-0228 ¥125,000



共に女性・手の小さい方向けの製品です。

アクティベータII用パット
セット

品番 SL-0222
¥7,000



アクティベータ用 先ゴム
(5ヶ入り)

品番 SL-0225
¥3,000



アクティベータ
I・II用ホルダー

品番 SL-0229
¥7,000



アクティベータUSB
ベーシック・スキャン・
プロトコル

品番 SL-0230A
¥16,000

上肢と下肢

品番 SL-0230B
¥16,000

骨盤・仙骨・脊椎・顎関節

品番 SL-0230C
¥16,000



VFアジャスター

品番 SC-0309A ¥900,000 (21200BZY00178000)

治療ポイントへの速度・強さ・圧力を任意に設定し最適なアジャストメントができる治療器です。

アジャストメントの回数を設定する事ができ、自動停止いたします。

●サイズ:

縦20×横25×高さ10~17cm
(調整可能)



ブロックセット (エンジ)

品番	SC-0201	¥30,000
品番	SC-0201A	¥6,500
品番	SC-0201C	¥5,300
品番	SC-0201B	¥9,900
品番	SC-0201D	¥4,400

三角ブロック (大)

三角ブロック (小)

ボード

ロール

ブロックセットSD (メディグリーン)

品番	SC-0201E	¥35,000
品番	SC-0201F	¥7,400
品番	SC-0201H	¥6,600
品番	SC-0201G	¥9,000
品番	SC-0201I	¥5,600

三角ブロック (大)

三角ブロック (小)

ボード

ロール



13



カイロプラクティック

手技カルテ (大)

品番 SC-0270 ¥2,500

●サイズ: A3判変形 (二つ折り時230mm×297mm)

●1セット (100枚)



▲表



▼裏

手技カルテ (小)

品番 SC-0271 ¥700

●サイズ: A4判変形 (210mm×297mm)

●1セット (100枚)



▲表

▼裏

ショックマスター

品番 SC-0330 ¥5,280,000 (22700BZX00105000)

- 寸法：W360×H180×D380mm
- 質量：12kg
- 電圧：AC100V
- 電源入力：200VA以下
- 周波数：50/60Hz

圧力波の原理

●コンプレッサーにより発生させた圧縮空気をパルス状に開放させ、ピストンが衝撃波にぶつかすることで圧力波を生み出しています。

様々な部位に効果を発揮

●首から足首まで、ショックマスターの治療部位は全身の筋・腱の治療に有効です。ショックマスターによる圧力波治療法は外科的手術が必要とされた患者様へのもう一つの新しい選択肢となっています。



13

カイロプラクティック

ポータブルドロップB
(シングルクッション・ドロップ 四肢用)

品番 SC-0331 ¥20,000

手関節、足関節のアジャストに使用します。

- サイズ：(約) L210×W145×H65mm



ポータブルドロップA
(ポータブル・ヘッドピース 頸椎用)

品番 SC-0332 ¥62,000

ツウリ・ポータブルテーブル100に装備のヘッドピース。

前方45°と直下の2方向のドロップが可能です。

- サイズ：(約) L305×W225×H100mm



コンパクト エアー コンプレッサー

品番 SC-0219 ¥308,000


- 寸法：幅400×奥行760×高さ700mm
- 重量：62kg



ゼニスM-210 ハイロ・テーブル

品番 SC-0217 ¥2,050,000

- 頭部：前屈・開閉機能
- 胸腰部：スイング機能
- 骨盤：直下ドロップ（可変機能）
- 寸法：長さ2,250×最大幅613×高さ（クッションの上まで）559mm
- 重量：210kg



ゼニスM-440 トムソン・テーブル

品番 SC-0218 ¥2,850,000

- 頭部：前方45度ドロップ（可変機能）
- 胸部：直下ドロップ（可変機能）
- 腰部：直下ドロップ（可変機能）
- 骨盤：前方・直下・後方選択ドロップ（可変機能）
- 寸法：長さ2,250×最大幅613×高さ（クッションの上まで）559mm
- 重量：260kg ●（2B輪第06号）



ゼニスM-230 ピアーズ・テーブル

品番 SC-0220 ¥2,470,000

頸部に三次元ポジショニング機構が装着しているドロップテーブルです。

- 頭部：3次元ポジショニング・前方45度ドロップ
- 胸部：前方45度ドロップ（可変機能）
- 胸腰部：スイング機能
- 骨盤：直下ドロップ（可変機能）
- 寸法：長さ2,250×最大幅613×高さ559mm
- 重量：230kg



ロールペーパー

210mmサイズ（25本入） 品番 SC-0107 ¥16,000

210mmサイズ（10本入） 品番 SC-0107A ¥6,800

300mmサイズ（20本入） 品番 SC-0108 ¥16,000

カイロプラクティックテーブル等にロールホルダーが装着している場合に使用できます。

- 210mmサイズ：
ゼニス型M-210S.M-230S.M-440S
- 300mmサイズ：
ゼニス型M-90.M-95



402 ステーションリー (手動ドロップ)

品番 SC-0327 ¥850,000

機能と耐久性を兼ね備えたコストパフォーマンスNO.1テーブル

■基本動作

- ・水平高さ調節 (電動油圧: マニュアル)

■各部機能

- ・ヘッドクッション
屈曲・開閉・ドロップ機能 (前方45°)
- ・チェストクッション
角度調節
胸部: ドロップ機能
腰部: ドロップ機能 (骨盤部連動)
- ・ペルビッククッション
角度調節・ドロップ機能 (腰部連動)
- ・アングルレストクッション
伸長

●サイズ (約): L1,575~1,905mm (最小~最大)

W560mm、H460mm~660mm (50mm間隔)

●重量 (約): 62kg



キックドロップ (オプション) 付

ギャラクシー ハイロー

自動ドロップ

品番 SC-0328A ¥3,030,000

手動ドロップ

品番 SC-0328B ¥2,600,000

ドロップなし

品番 SC-0328C ¥1,860,000

●サイズ (約): L1,930~2,130mm (最小~最大)、W560mm、H460mm・560mm (2タイプ)

●重量 (約): 130kg ●電源: AC100V 50/60Hz

■基本動作 ・起立 (電動油圧: オート・マニュアル) ・伸長調節 (電動油圧: マニュアル)

■各部機能

- ・ヘッドクッション 上下動・屈曲・開閉・2方向ドロップ機能
- ・チェストクッション 伸長・角度調節
スプリングプレーカーウェイ (無段階強弱調節付) はオプションで取り付けられます。
胸部: ドロップ機能 腰部: ドロップ機能
- ・ペルビッククッション 角度調節・ドロップ機能
- ・アングルレストクッション 高さ調節

※ (ドロップなし) にはドロップ機能はありません。



13

カイロプラクティック



ツウリー ポータブルテーブル100

品番 SC-0325 ¥370,000

●機動性と凝縮された機能のポータブルテーブル

各部機能

- 頭 部: 上下動・屈曲・2方向ドロップ機能
- 胸 部: 角度調節・ドロップ機能
- 腰 部: ドロップ機能
- 骨盤部: ドロップ機能
- 脚 部: 伸長

●サイズ (約): L1,700mm~1,900mm (最小~最大・脚部伸長時)
W510mm

H460mm・510mm・560mm (3タイプ)

●収納時: 660×230×510mm

●重量 (約): 27kg ※前部14kg・後部13kg

ドクターメドマー

DM-6000 両脚セット

品番 SV-0437A ¥178,000 (09BZ0070号)

DM-6000 片腕セット

品番 SV-0437B ¥128,000 (09BZ0070号)

- 圧力センサによる制御で、脚の太さに関係なく一定の加圧力で心地よいマッサージが行えます。
- ソフトな空気圧によるマッサージなので、局所的な痛みや電氣的な刺激がなく快適です。
- 電源：AC100V 50/60Hz
- 消費電力（待機中）：22/19W（3/3W）
- もみ上げサイクル：ウェーブモード 55秒 スクイズモード 39秒
- タイマー設定時間：10分、20分、30分（クラスII：管理）

●3種類のマッサージパターンが選べます。

「モード設定ボタン」を押すだけで、簡単に3種類のモードを切り換えでき、LEDランプの点灯で選択モードを確認できます。

ウェーブモード
(揉み上げ方式)

①から④までの各気室を順番に加圧・排気しながら揉み上げていくマッサージモードです。

スクイズモード
(絞り上げ方式)

①から④までの各気室を順番に加圧したまま絞り上げていくマッサージモードです。

ハイパーモード
(同時加圧方式)

①から④までの各気室を同時に加圧していくマッサージモードです。



●両脚セット使用例 本体+ブーツ+両脚用ホース



●片腕セット使用例 本体+アームバンド+アームバンド用ホース

14

空気圧・美容器・電位治療器

フィジカルメドマー PM-8000 ブーツMセット

品番 SV-0475A ¥295,000

- マッサージの理想を追求した気室構造。「やさしいもみ心地」と「効果的な刺激」をプログラムモードで正確に実行します。
- カフ内は6気室に分かれ、各エアバックがオーバーラップしています。もみ残し部位のない効果的なマッサージが行えます。
- 本体寸法：縦153×横354×奥行225mm
- 本体質量：5.7kg ●定格電圧：AC100V（50/60Hz）
- 圧力調整範囲：2.0~12.0kPa（15~90mmHg）6段階



フィジカルメドマー PM-8000 パンツセット

品番 SV-0475B ¥295,000

- マッサージの理想を追求した気室構造。「やさしいもみ心地」と「効果的な刺激」をプログラムモードで正確に実行します。
- カフ内は6気室に分かれ、各エアバックがオーバーラップしています。もみ残し部位のない効果的なマッサージが行えます。
- 本体寸法：縦153×横354×奥行225mm ●本体質量：5.7kg
- 定格電圧：AC100V（50/60Hz）
- 圧力調整範囲：2.0~12.0kPa（15~90mmHg）6段階



パワートリマー

品番 SV-0119 ¥19,800

本体サイズ: 17.3 x 6.5 x 24 cm
 本体重量: 約1.0kg
 付属品: 本体、専用ケース、アタッチメントx4
 電源コード、取扱説明書 (保証書)
 ストローク幅: 10 mm
 振動強度: 3段階(2100/2500/3000±200RPM)
 バッテリー: DC 24V 1800mAh
 最大使用時間: 5時間 (レベル1で使用の場合)
 満充電時間: 2.5時間



●持ち運びが簡単
 今までの筋膜リリースは「筋膜リリースローラー」や「マット」などが必要でした。
 この商品は充電さえしていればどこでも使えるので非常に便利です。
 スポーツ後やジョギングの後などどこでも使えます。



●多彩なアタッチメント
 部位、目的に応じてカスタマイズが可能です。



●調整可能なパワフル振動
 振動強度を3段階で調整できるので、その日の体調に合ったケアが可能です。

ウェルシア ヘッドボディツイスト

品番 SV-0112 ¥17,500

3つのツイスト回転と2つの独自アタッチメントで全身リフレッシュ
 ●本体x1、充電スタンドx1、スカルプアップブラシx4、ツイストもみ玉アタッチメントx4、電源アダプタx1
 ●替用スカルプアップブラシx4 ¥2,800
 ●替用ツイストもみ玉アタッチメントx4 ¥2,800

2つの独自アタッチメント

スカルプアップブラシ



ツイストもみ玉アタッチメント



本体サイズ: W約89×D約89×H約100mm
 本体重量: 約273g (充電池含む)
 材質: 【本体】ABS樹脂、TBC
 【充電スタンド】ABS樹脂
 【スカルプアップブラシ】シリコン
 【ツイストもみ玉アタッチメント】ABS樹脂、シリコン、メッキ
 機能: 15分タイマー、3モード搭載、防水使用 (IP×7)、充電式

セラピム ボディ E8

品番 SV-0110 ¥2,500,000

8チャンネル16パッドのM³waveトリートメントで、深層からのボディメイキング
通常の運動では鍛え、引締める事が難しいインナーマッスル（深層筋肉）のトリートメントで、美しいフォルムを内面から導きだします。

M³waveによるEMS作用

セラピム ボディE8のM³waveは、ボディメイキングのために開発された波形です。

POINT1 インナーマッスルトリートメント

優れた深部浸透性は、個人や部位によって異なる脂肪や筋肉の量さに左右されずしっかり筋肉をトレーニング

※インナーマッスルは身体のバランスや姿勢の保持を行う筋肉で、身体の深層部の筋肉です。

POINT2 広い施術範囲


1~12.5万Hzの周波成分が、深層筋肉まで広範囲に作用

POINT3 電気特有の痛みを伴わない刺激

電気特有のチクチクした痛みを伴わない刺激感

POINT4 身体への慣れがなく、いつでも効果的

絶えず変化する波形は、身体への慣れを防ぎいつでも効果的なトリートメントを提供



全身ボディメイク

同時に最大8部位の施術ができ、バランスのとれたボディを作りあげます。




■本体仕様

- 定格電圧及び周波数：AC100V 50/60Hz
- 出力周波数：1~125,000Hz
- 最大出力電流：60±20mA以下（500Ω負荷時）
- 本体寸法（mm）：幅約450×奥行約350×高さ約960
- 本体重量：約17kg

2名同時に4部位の施術

各チャンネルの出力は独自で調整できるので、1台で複数のお客様に施術ができ、効率の良い施設運営ができます。



セラピム コアキューブ

品番 SV-0113 ¥340,000

筋肉は、体（骨格筋）や顔（表情筋）など種類や部位によって大きさや厚み、性質などが異なります。

それぞれの異なった部位や、目的に合わせた3つのモードを搭載しています。

- 定格電圧及び周波数：AC100V 50/60Hz
- 電源入力：ACアダプター
- チャンネル数：2チャンネル2出力
- 波形：エムキューブ波 1~12.5万Hz
- 出力段階：30段階
- モード：3モード…Body（4拍）、Relax（1/f）、Face（8拍）
- タイマー：10分、20分、30分、40分
- 寸法（約）：幅24cm×奥行15cm×厚さ5cm
- 重量（約）：550g




粘着パッド



Vスティック



FACE



BODY



SPARK U スプレー

品番 SI-0470 ¥2,700

アップ前の筋肉に、プレイ中のパフォーマンスサポートに、プレイ後のケアに。

- 成分：水、二酸化炭素、1,2-ヘキサジオール、水溶性コラーゲン、白金、酸化銀、アルギニン、フィチン酸、ケイ酸Na、ベンチレンジリコール、エチルヘキシルグリセリン

SPARK U Total Body Care



まず最初に、動きの中で気になる箇所を確かめてください。広背筋から肩甲骨の上の部分までかけてください。僧帽筋からかたの周りにかけてください。



まず最初に、動きの中で気になる箇所を確かめてください。広背筋から腰にかけてスプレーしてください。



まず最初に、動きの中で気になる箇所を確かめてください。ふくらはぎの上から、太もものしたまでかけてください。その後、膝の表面部分に全体的にスプレーしてください。



まず最初に、動きの中で気になる箇所を確かめてください。気になる箇所から手首まで広範囲にスプレーした後に、気になる箇所に集中的にかけてください。



まず最初に、動きの中で気になる箇所を確かめてください。膝の裏にスプレーし、なじませます。《太ももの下のほうからふくらはぎの上の部分》膝の前に全体的にスプレーし、なじませます。最後に気になる箇所に集中的にスプレーし、なじませます。

スカイウェル (施設用電位治療器) SW-9000H

品番 SI-0462 ¥688,000 (223AKBZX00104000)

本体に内蔵された電極の間に電圧をかけて人工的に発生させた「高圧電界」で全身をすっぽり包み込むことにより、健康を維持する「交流高圧電位治療器」という医療機器です。

- 定格電圧：AC100V
- 定格消費電力：(電位+ヒーター) 30W
- 定格周波数：50-60Hz
- 効果電圧：9,000V (上部電極+座部電極)
- サイズ：最小／縦1,300×横750×奥行1,140mm 最大／縦1,450×横750×奥行1,190mm
- タイマー時間：20分 (固定)
- 重さ：椅子 (上部電極付き) 約33kg 対電極プレート約4kg 総重量37kg

