

### 鍼灸針JSPタイプ (プラスチック鍼管付)

品番 SJ-0217D

¥1,800

(15500BZZ00805000)

「超先端研磨加工」技術の確立によって今までに成し遂げる事の出来なかった「鍼尖の丸い鍼」を実現いたしました。鍼尖が丸くなることで、「使用感がやさしい」、「刺入がとてもスムーズ」  
※使用感には個人差があります。  
(クラスII：管理)

●1箱100本入 ●日本製



### Mタイプ SP

品番 SJ-0217H ¥2,300 (15500BZZ00805000)

鍼柄はステンレスの3点カンメ

- 鍼柄にカラーキャップを取り付けており、太さを識別できます。
- 鍼尖は、SP仕様です。
- 鍼灸業界初のステンレスとプラスチックの溶着技術により、未使用識別、片手で使用できる便利さを両立させています。
- 鍼柄長は25mmです。
- 灸頭鍼としても使用できます。

●1箱100本入



### Lタイプ SP

品番 SJ-0217G ¥2,350 (15500BZZ00805000)

鍼柄はステンレスのコイル巻き

- カラーチップで鍼の太さを識別できます。
- 鍼尖は、SP仕様です。
- 鍼柄長は20mmです。
- 灸頭鍼としても使用できます。

●1箱100本入



### J15SP

品番 SJ-0217E ¥1,900 (15500BZZ00805000)

SP仕様の短鍼

- 鍼先が丸くなり、繊細な部位にも優しい鍼  
(クラスII：管理)

●1箱100本入 ●日本製




### 鍼灸針Dタイプ (鍼管無し)

品番 SJ-0219 ¥1,700

鍼管のない短鍼

Dタイプは鍼長が短く操作性にすぐれています。また、鍼柄が軽〜いプラスチックで出来ていますので鍼体のたわみが抑えられます。  
(クラスII：管理)

●1箱100本入



Gタイプ

品番 SJ-0217I ¥3,000 (15500BZZ00805000)

プラスチック鍼柄の長鍼

- 鍼尖は、SP仕様です。
- 鍼柄が25mmになっているので、持ちやすく刺入しやすい仕様になっています。(※使用感には個人差があります。)
- 灸頭鍼には使用できません。
- 1箱100本入

NO	5	8
カラー	バイオレット	セピア
線径 (mm)	0.25	0.30
鍼長 75 mm	○	○
鍼長 90 mm	○	○



軟鍼

品番 SJ-0217F ¥2,100 (15500BZZ00805000)

鍼体が軟らかい鍼

- 従来品に比べ、ステンレスの軟らかさが20%アップしました。
- 鍼尖は、SP仕様です。
- 潤滑剤を使用していません。
- 灸頭鍼には使用できません。
- 1箱100本入



■サイズ表 (JSP・M・L・J15SP・D・軟)

No	03	02	01	1	2	3	4	5	8
カラーコード	ロイヤルブルー	ダークグリーン	グリーン	レッド	アイボリー	スカイブルー	ピンク	バイオレット	セピア
線径 (mm)	0.10	0.12	0.14	0.16	0.18	0.20	0.23	0.25	0.30
針長15mm	J15SP	J15SP	J15SP	J15SP・D	J15SP・D	D		D	
針長30mm		JSP	JSP・M	JSP・M	JSP・M	JSP・M・L	JSP・L	JSP・M・L	L
針長40mm		JSP	JSP・M	JSP・M軟	JSP・M軟	JSP・M・L軟	JSP・L	JSP・M・L	L
針長50mm				JSP・M	JSP・M軟	JSP・M・L軟	JSP・L	JSP・M・L	JSP・L
針長60mm						JSP・L		JSP・L	JSP

セイリンパレット

品番 SJ-0229 ¥1,000

治療の間、使用する針をまとめて置いておくための使い捨て針皿です。

- 100枚入



セイリン小児皮膚針

品番 SJ-0234 ¥900 (22B1X00006000001)

弱刺激プラスチック集毛針

- 10個入



鍼・鍼関連商品

15



バイオネックス

(100本入) 品番 SJ-0226 ¥2,000

●絆創膏には通気性が高いマイクロポアテープを使用。ムシたりかぶれたりすることが少なく、しかもはがれにくく、快適に使用できます。

●一枚の絆創膏に針を樹脂で固定。肌にはびったり密着します。

(クラスII：管理)



カラーコード	オレンジ	イエロー	グリーン	ブルー	ピンク
針長 (mm)	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5
線径 (mm)	0.11	0.15	0.17	0.20	0.20





バイオネックス・ゼロ (1箱100本入)

(12mm) 品番 SJ-0226E ¥2,000

(9mm) 品番 SJ-0226F ¥2,000

皮膚に刺入しない接触タイプの「バイオネックス・ゼロ」が新登場。鍼先がない、押圧による刺激ですので、患者様のセルフケアにも安全にご使用いただけます。



鍼・鍼関連商品

15


こりスポット

品番 SJ-0227A ¥2,500 (22B1X00006000005)

接触部が樹脂になり、金属アレルギーの方にもご使用いただけます。

●100本入：20本5箱

【拡大イメージ図】



**HAROW WAVE**


ハロウ ウェーブ (ディスプレイブル 波シャーレ)

品番 SA-0641 ¥900

HAROW WAVEは治療の際、使用する鍼を清潔に保持するための使い捨て波型シャーレ (鍼皿) です。

鍼を取りやすくするために底部分に波のような加工を施しております。(EOGガス殺菌)

●100枚入



**シャープセイフ (廃り回収容器)**

容器の材質はポリプロピレンで焼却できます (有害物質は発生しません)。

0.2L	品番	SJ-0513A	¥430	75×35×150mm
0.6L	品番	SJ-0513B	¥520	110×55×200mm
1L	品番	SJ-0513E	¥400	100×90×190mm
2L	品番	SJ-0513D	¥480	200×115×165mm
4L	品番	SJ-0513F	¥590	165×165×235mm
7L	品番	SJ-0513G	¥840	165×165×365mm



**ディスプレイカウンター付鍼皿**


40皿入

品番 SM-262A ¥950

800皿入

品番 SM-262B ¥16,000

- 材質: 樹脂
- サイズ: 10.6×6×0.8cm
- カウント: 最大20本



**ステンレスカウンター付鍼皿**

品番 SM-262C ¥1,700

- 鍼は溝で転がり防止。落下を防ぎます。
- 抜鍼後、鍼柄を転がし並べるだけで容易にカウント。
- 材質: ステンレス (日本製)
- サイズ: 13×6×1cm、55g
- カウント: 最大20本



鍼・鍼関連商品

15





安心品質にこだわり、  
鍼体には**国産のステンレス材料**を使用しています。

NEOディスプレイ鍼  
エチレンオキシドガス滅菌済 ステンレス鍼 SPタイプ  
1寸~2寸

品番 SJ-0522C ¥1,540 (226AGBZX00056000)

5分

品番 SJ-0522D ¥1,750 (226AGBZX00056000)

医療用シリコンで鍼体をやさしくコーティング。  
なめらかな刺入で、痛みの少ない治療を実現します。


●1箱/100本入

鍼柄色	サイズ表 全シリーズ共通	5分	1寸 30mm	1寸3分 39mm	1寸6分 48mm	2寸 60mm
サクラ	03番 (0.10mm)	○	—	—	—	—
オレンジ	02番 (0.12mm)	○	—	—	—	—
グリーン	0番 (0.14mm)	○	○	○	○	—
レッド	1番 (0.16mm)	○	○	○	○	—
グレー	2番 (0.18mm)	○	○	○	○	—
ブルー	3番 (0.20mm)	—	○	○	○	○
ピンク	4番 (0.22mm)	—	○	○	○	—
イエロー	5番 (0.24mm)	—	○	○	○	○



- プラスチック製カラー鍼柄で見やすい
- カラー鍼柄でいつでも鍼の番手(太さ)を確認できます。鍼柄の先が丸いので、治療家の手にやさしい設計です。

R形状鍼管



カラー点字シール付



やさしく、なめらかな刺入感

鍼先はスムーズな刺入を助ける松葉型。また、なめらかな刺入感のために鍼体へのシリコンコーティング加工を施しました。国の定める安全基準をクリアした医療用シリコンを使用しておりますので、安心してお使いいただけます。



かんたん、ワンタッチ解除

押し出すだけでかんたんに解除できるワンタッチ方式を採用。片手のみの操作が可能でゴミが出ません。

さらに、一度押し出して解除した鍼も、鍼柄の凹凸が鍼管に引っ掛かる構造だから、鍼柄側から落ちません。

### NEOディスポ鍼 ワンタッチタイプ

品番 SJ-0522A ￥1,420

●1箱/100本入



ワンタッチタイプの使い方 画期的な片手でのワンタッチリリース方式。施術効率UPが図れます。




鍼先を上に向け  
鍼をワンタッチ



指を離すと鍼柄が戻ります



鍼柄を指の腹  
で押さえます



患部に充てて  
刺鍼するだけ

### NEOディスポ鍼 クサビタイプ

品番 SJ-0522B ￥1,420

クサビの色はシーツや床に落ちても見つけられる鮮やかなオレンジです。

- 1箱/100本入
- エチレンオキサイドガス滅菌済
- ステンレス鍼



クサビを使って鍼管と固定しております。  
よりフレキシブルにお使い頂けます。

### 独自のワンタッチ方式が更に進化!

特許第4408258号



簡単施術 ゴミがでない

NEOディスポ鍼 (1P) は独自のワンタッチリリース方式。鍼柄を押込んでストッパーから解除するだけの使いやすさはそのままに、ストッパーと鍼管が一体形状だからゴミが出ません。

ディスポ鍼初!!無痛鍼管タイプ採用  
Rカット+太径化 痛く無い!

患者様に最初に触れる部分である鍼管の先端を太径化する事で、より多くの接皮面を確保! 患者様には余分な痛みを一切与えない、今までのディスポ鍼には無い一歩先行く鍼管です。



### NEOディスポ鍼4本パック

品番 SJ-0522 ￥2,780

鍼4本と鍼管1本をパックにしました。鍼をよく使われる方に、使い勝手のいい容量になっています。

- 1箱/240本入
- エチレンオキサイドガス滅菌済
- ステンレス鍼



痛く無い!  
クサビタイプ 4本パック  
共通

ワンタッチ、クサビ、4Pタイプ番手表 (表は共通として1枚で掲載)

鍼管色	サイズ表	1寸	1寸3分	1寸6分	2寸	鍼管色	サイズ表	1寸	1寸3分	1寸6分	2寸
グリーン	0番 (0.14mm)	○	○	○	—	ブルー	3番 (0.20mm)	○	○	○	○
レッド	1番 (0.16mm)	○	○	○	—	ピンク	4番 (0.22mm)	○	○	○	—
ホワイト	2番 (0.18mm)	○	○	○	—	イエロー	5番 (0.24mm)	○	○	○	○



鍼体には  
国産材料を使用



刺入に適した  
松葉型の鍼先



先端がR形状  
やさしいタッチの鍼管



鍼のサイズを  
点字で表示



番手 (太さ) のカラー識別  
鍼柄 (SP タイプ) もしくは鍼管 (ワンタッチタイプ・クサビタイプ・4本パック) を番手により色分け。



鍼・鍼関連商品

15



アサヒディスポ銀鍼

品番 SJ-0103B ¥3,500

(クラスII:管理)

●100本入

鍼径	鍼長	1寸	寸3	寸6	8分(柄)×8分(鍼)
		30mm	39mm	48mm	24mm
0番	0.14mm		○		
1番	0.16mm	○	○	○	○
2番	0.18mm	○	○	○	○
3番	0.20mm	○	○	○	
4番	0.22mm		○	○	
5番	0.24mm		○	○	
6番	0.26mm		○	○	



アサヒディスポ鍼S

品番 SJ-0101B ¥1,000

(クラスII:管理)

●50本入



鍼径	鍼長	5分	1寸	寸3	寸6
		15mm	30mm	39mm	48mm
0番	0.14mm	○		○	
1番	0.16mm	○	○	○	○
2番	0.18mm	○	○	○	○
3番	0.20mm	○	○	○	○
4番	0.22mm	○	○	○	○
5番	0.24mm	○	○	○	○

アサヒ皮内鍼円タイプ

品番 SJ-0207 ¥2,000

(クラスII:管理)

●100本入



サイズ (太さ×針長×円径)
大・LL (0.26mm×1.55mm×3.20mm)
中・L (0.22mm×1.55mm×2.85mm)
小・M (0.22mm×1.35mm×2.60mm)
極小・S (0.22mm×1.10mm×2.00mm)

アサヒ皮内鍼スクエアタイプ

品番 SJ-0206 ¥1,700

(クラスII:管理)

●100本入



鍼径	鍼長	0.12mm	0.14mm	0.16mm
2mm		○		○
3mm		○	○	○
4mm		○	○	○
5mm			○	○
6mm				○
7mm				○

アサヒ皮内鍼リングタイプ

品番 SJ-0208 ¥1,700

(クラスII:管理)

●100本入



鍼径	鍼長	0.12mm	0.14mm	0.16mm
2mm		○		○
3mm		○	○	○
4mm		○	○	○
5mm			○	○
6mm				○
7mm				○

アサヒディスポタッチB

品番 SJ-0102 ¥2,000

ワンタッチ、ピンセットなしで簡単に装着できます。(クラスII:管理)  
●100本入 [2本×50袋]


サイズ (太さ×針長×円径)
大・LL (0.26mm×1.55mm×3.20mm) ※特注品
中・L (0.22mm×1.55mm×2.85mm)
小・M (0.22mm×1.35mm×2.60mm)
極小・S (0.22mm×1.10mm×2.00mm)



ステンレス針

品番 SJ-0101 ¥2,250


針先はすばらしい切れ味の鏡面光沢仕上の理想型針先に仕上げてあります。  
(クラスI:一般)  
●50本入り



銀針

品番 SJ-0103 ¥2,500


銀針には特注品を用意してあります。  
(クラスI:一般)  
●50本入り



ステンレス針ゴールド

品番 SJ-0104 ¥4,000

(クラスI:一般)  
●50本入り



ステンレス針・ステンレス針ゴールド・灸頭針・銀針 寸法表 (◎…銀針)

鍼径 \ 鍼長		鍼長							
		5分	8分	1寸	寸3	寸6	2寸	2寸5分	3寸
鍼径		15mm	24mm	30mm	39mm	48mm	60mm	75mm	90mm
0番	0.14mm	◎	◎	◎	◎	◎			
1番	0.16mm	◎	◎	◎	◎	◎	○		
2番	0.18mm	◎	◎	◎	◎	◎	○		
3番	0.20mm	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○
4番	0.22mm	○	○	◎	◎	◎	◎	○	○
5番	0.24mm	○	○	◎	◎	◎	◎	○	○
6番	0.26mm			◎	◎	◎	○		
7番	0.28mm			○	◎	◎	○	○	
8番	0.30mm			○	○	○	○	○	○
10番	0.34mm			○	○	○	○	○	○
15番	0.40mm				○	○	○		

\*包装は1パック50本入です。

灸頭針

品番 SJ-0108  
¥2,500

(クラスI:一般)  
●50本入り




平軸皮内鍼

品番 SJ-0205 ¥850  
●50本入り

品番 SJ-0205 ¥1,700  
●100本入り

品番 SJ-0205 ¥3,400  
●200本入り  
針の材質はステンレスです。  
(クラスI:一般)

針の太さ	針の長さ
0.16m/m	2mm
〃	3mm
〃	4mm
〃	5mm
〃	6mm




リング皮内鍼

品番 SJ-0209 ¥850  
●50本入り

品番 SJ-0209 ¥1,700  
●100本入り


品番 SJ-0209 ¥3,400  
●200本入り  
針の材質はステンレスです。  
(クラスI:一般)



鍼・鍼関連商品

15






円皮鍼

品番 SJ-0201 ¥1,000 (50本入り)  
 ¥2,000 (100本入り)  
 ¥4,000 (204本入り)

針の材質はステンレスです。(クラスI:一般)



サイズ	針の太さ	針の長さ	リングの径
A 大	0.26mm	1.55mm	3.2mm
B 中	0.22mm	1.55mm	2.85mm
C 小	0.22mm	1.35mm	2.6mm
D 極小	0.22mm	1.1mm	2mm


円皮鍼B

品番 SJ-0203 ¥5,000

(シール付) 針の材質はステンレスです。  
 (1シート20本10シート入り) (クラスI:一般)

鍼・鍼関連商品


15



ユニコバン

品番 SJ-0512A ¥1,100

- 押圧効果が高く、また、刺入後に指で押さえても痛みがありません。
- 貼付したまま入浴が可能のため、2~3日の置鍼治療が可能です。
- 鍼の太さ: 0.22mm ● 鍼の長さ: 1.1mm
- 酸化鉄粉末成型板の外径: 5.5mm ● 1シート 10本入り (クラスI:一般)



ユニコバンG

品番 SJ-0512B ¥1,500

- 24金メッキを施すことにより、皮膚への刺激がより優しくなっています。
- 押圧効果が高く、また、刺入後に指で押さえても痛みがありません。
- 貼付したまま入浴が可能のため、2~3日の置鍼治療が可能です。
- 鍼の太さ: 0.22mm ● 鍼の長さ: 1.1mm
- 酸化鉄粉末成型板の外径: 5.5mm ● 1シート 10本入り (クラスI:一般)

ひ鍼

30針 品番 SJ-0557A  
 ¥1,980  
 90針 品番 SJ-0557B  
 ¥5,500  
 180針 品番 SJ-0557C  
 ¥10,000

かぶれにくいメッシュ絆  
 ● 円径2.8×長さ1.3×太0.23mm  
 (クラスI:一般)



職人鉈 A300

品番 SJ-0524 ¥1,833

- 鉈体はステンレス製
- EOG滅菌済
- 鉈柄はアルミ製
- 5本1包装
- 300本入 (寸3・寸6)



■職人鉈 A300寸法表

番手	線径	寸3 (39mm)	寸6 (48mm)
0番	0.14mm	○	○
1番	0.16mm	○	○
2番	0.18mm	○	○
3番	0.20mm	○	○
4番	0.22mm	○	○
5番	0.24mm	○	○

職人鉈 C300

品番 SJ-0524D ¥2,070

- ワンタッチタイプ (クサビ無し)
- 鉈体はステンレス製
- 鉈柄は合金製
- 300本入 (1寸・寸3・寸6・2寸)




■職人鉈 C300寸法表

番手	線径	1寸 (30mm)	寸3 (39mm)	寸6 (48mm)	2寸 (60mm)
00番	0.12mm	○	○	○	○
0番	0.14mm	○	○	○	○
1番	0.16mm	○	○	○	○
2番	0.18mm	○	○	○	○
3番	0.20mm	○	○	○	○
4番	0.22mm	○	○	○	○
5番	0.24mm	○	○	○	○
8番	0.30mm	○	○	○	○

●スキン・セーフティ  
Skin Safety

患者様の肌にやさしい構造で肌を痛めない



従来品 職人鉈

●フィンガー・セーフティ  
Finger Safety

鉈灸師の先生へ思いやりある構造で先生の指を保護



従来品 職人鉈

ファロス円皮鉈 (EOG滅菌)

品番 SJ-0525 ¥800

- テープ2枚ではさんでいます。
- 100本入

		A	B	C	D
太さ	針長	0.9mm	1.1mm	1.35mm	1.6mm
	0.18mm	○	○	○	○
	0.20mm	○	○	○	○



ステンレス六角鉈管 (太)

- 1寸・寸3・寸6 品番 SJ-0501A ¥300
- 2寸・2寸5分 品番 SJ-0501B ¥350
- 3寸・3寸5分 品番 SJ-0501C ¥400

斜刺用鉈管 クロームメッキ

- 1寸・寸3・寸6 品番 SJ-0505A ¥400
- 2寸・2寸5分 品番 SJ-0505B ¥500



ステンレス六角鉈管 (細)

- 1寸・寸3・寸6 品番 SJ-0502A ¥300
- 2寸・2寸5分 品番 SJ-0502B ¥350
- 3寸・3寸5分 品番 SJ-0502C ¥400

細丸鉈管 ステンレス製

- 5分・8分 品番 SJ-0503A ¥200
- 1寸・寸3・寸6 品番 SJ-0503B ¥300
- 2寸・2寸5分 品番 SJ-0503C ¥400
- 3寸・3寸5分 品番 SJ-0503D ¥500

無痛鉈管 クローム製

- 1寸・寸3・寸6 品番 SJ-0508A ¥550
- 2寸 品番 SJ-0508B ¥600
- 2寸5分 品番 SJ-0508C ¥750
- 3寸 品番 SJ-0508D ¥850



鉈・鉈関連商品

15



ユニコディスポ鍼Pro

1P (1箱100本入) 品番 SJ-0510 ¥1,000



8P (1箱240本入) 品番 SJ-0510A ¥2,400



ユニコ鍼のスタンダード。鍼管を除き全て従来通り。筋肉の変化をしっかりとらえる。

- 材質：鍼柄 ステンレス/鍼体 ステンレス
- サイズ：鍼柄：長さ20×直径1.2mm  
鍼管 六角鍼管：(直径) 長側 約3.8×短側 約3.5mm (内径) 約1.8mm

ユニコディスポ鍼S

1P (1箱100本入) 品番 SJ-0510C ¥1,000



8P (1箱240本入) 品番 SJ-0510D ¥2,400



切皮・刺入時に患者様が受ける負担を軽減します。刺入抵抗が少ない、なめらか刺入タイプ。

- 材質：鍼柄 ステンレス/鍼体 ステンレス (コーティング加工)
- サイズ：鍼柄：長さ20×直径1.2mm  
鍼管 六角鍼管：(直径) 長側 約3.8×短側 約3.5mm (内径) 約1.8mm


■ユニコディスポ鍼Pro/S共通寸法表

番手 (mm)	カラー	1寸 (30mm)	1寸3分 (39mm)	1寸6分 (48mm)	2寸 (60mm)
#00 (0.12)	アイボリ	○	○	—	—
#0 (0.14)	グリーン	○	○	○	—
#1 (0.16)	レッド	○	○	○	—
#2 (0.18)	グレー	○	○	○	—

※△印はPro8/S8を製造しておりません

番手 (mm)	カラー	1寸 (30mm)	1寸3分 (39mm)	1寸6分 (48mm)	2寸 (60mm)
#3 (0.20)	ブルー	○	○	○	○
#4 (0.22)	ピンク	△	○	○	—
#5 (0.24)	イエロー	○	○	○	○
#8 (0.30)	パープル	—	—	—	○

- 鍼先 (S)** 切皮・刺入時に患者様が受ける負担の軽減を考慮し、鍼先から15mmにコーティング加工をしています。形状は松葉型に近いならかなカーブ (30~35度)。
- 鍼柄 (Pro/S)** オールステンレス。鍼柄の角を丸く加工し、弾入時のひっかかりを減らしています。
- 鍼体 (Pro/S)** オールステンレス。また、灸頭鍼としても使用できます。
- 鍼管 (Pro/S)** 六角形鍼管。外径は持ち易さ、内径は狙い易さを考慮。指先に面を接するため安定し保持しやすし。



ユニコST鍼 品番 SJ-0511 ¥1,500

- 鍼体は鍼柄の2カ所でカシメを施しています。(クラスI:一般)
- 50本入



■ST鍼寸法表

番手 (mm)	鍼の長さ	5分 (15mm)	1寸 (30mm)	1寸3分 (39mm)	1寸6分 (48mm)	2寸 (60mm)	2寸5分 (75mm)
0番 (0.14)	○	○	○	○	○	○	○
1番 (0.16)	○	○	○	○	○	○	○
2番 (0.18)	○	○	○	○	○	○	○
3番 (0.20)	○	○	○	○	○	○	○
4番 (0.22)	○	○	○	○	○	○	○
5番 (0.24)	○	○	○	○	○	○	○
6番 (0.26)	○	○	○	○	○	○	○
7番 (0.28)	○	○	○	○	○	○	○
8番 (0.30)	○	○	○	○	○	○	○
10番 (0.34)	○	○	○	○	○	○	○

○印は常時在庫品 /は製造しておりません

ユニコディスポ美容鍼

美容鍼Pro 品番 SJ-0554A ¥2,400

美容鍼S 品番 SJ-0554B ¥2,400

- 美容鍼灸用の10mmの短鍼です。片手での刺鍼手技を前提に鍼管を無くし軽量化のために鍼柄をアルミ製にしました。鍼先は卵形に近い形状です。
- 人数：1箱 4本×60入 (240本) ●鍼管なし



番手 (mm)	Pro	S
#00 (0.12)	○	○
#0 (0.14)	○	○
#1 (0.16)	○	○
#2 (0.18)	○	—



I'SSHINディスポ鍼 M STYLE

1P 鍼管入り 100本入

品番 SJ-0550A ¥1,400

10P 10本2管×30 300本入

品番 SJ-0550B ¥4,000

初心者からベテラン臨床家まで扱いやすいスタンダードなシリーズ。

鍼先は独自の鋭い鍼尖で痛みを軽減。安定感のある太丸鍼管。

手技の操作がしやすい鍼。

- 灸頭鍼に使用可能
- 鍼柄は合金製20mm



(10本2管)



(10本2管)



I'SSHINディスポ鍼 B STYLE

1P 鍼管入り 100本入

品番 SJ-0551A ¥1,400

10P 10本2管×30 300本入

品番 SJ-0551B ¥4,000

独自の鋭い形状の鍼尖は横刺法にも適し、顔の細かいシワやシミを

的確にとらえやすい。安定感のある太丸鍼管により管鍼法でも刺入

しやすく初心者でも扱いやすい鍼。

●鍼管無しでも操作しやすい鍼体15mmの短鍼

- 灸頭鍼に使用可能
- 鍼柄は合金製20mm



■I'SSHINディスポ鍼 M STYLE寸法表

	00番 0.12mm	0番 0.14mm	1番 0.16mm	2番 0.18mm	3番 0.20mm	5番 0.25mm	8番 0.30mm
1寸 30mm	1P	1P/10P	1P/10P	1P/10P	1P		
寸3 39mm		1P/10P	1P/10P	1P/10P	1P/10P	1P	
寸6 48mm			1P/10P	1P/10P	1P/10P	1P/10P	
2寸 60mm						1P	1P
3寸 90mm						1P	1P

■I'SSHINディスポ鍼 B STYLE寸法表

	00番 0.12mm	0番 0.14mm
5分 15mm	1P/10P	1P/10P

ニューニードル・ディスポ鍼

品番 SJ-0548

(20600BZZ00829000)

滅菌方法として信頼度の高い業界唯一のコバルト60ガンマー線照射滅菌が施されたディスポーザブル鍼（使い捨て鍼）です。

●1箱100本入り

ディスポ・ステンレス鍼 規格・価格表 1箱（100本）

鍼径	鍼長	1寸	寸3	寸6	2寸	2寸5分	3寸
		30mm	40mm	50mm	60mm	75mm	90mm
霞	0.12mm						
毛鍼	0.14mm						
1番	0.16mm						
2番	0.18mm						
3番	0.20mm						
4番	0.22mm						
5番	0.24mm						
6番	0.26mm						
7番	0.28mm						
8番	0.30mm						
9番	0.32mm						
10番	0.34mm						

¥2,500
¥2,700
¥3,000
¥3,300





外科用ピンセット

大 品番 SL-0204 ¥2,100

●18.5cm

中 品番 SL-0205 ¥1,700

●15cm

小 品番 SL-0206 ¥1,300

●13cm



刺鍼練習台セット

品番 SM-0263 ¥4,200

初心者から熟達者まで、より高度な刺入技術習得のための練習台

- 【セット内容】
- ・刺鍼練習台 (4ランク)
- ・(黄布団)
- ・感覚練習台 (3ランク)
- ・銀鉗 (10本)
- ・オリジナルバッグ

セット内容

刺鍼練習台 (4ランク)  
(黄布団)  
感覚練習台 (3ランク)  
銀鉗 (10本)  
オリジナルバッグ

刺鍼練習台 (黄布団)のみ

品番 SM-0263A ¥2,000

ニードルホルダー 滅菌パック付

鉗と鍼管をケース内で同時に固定でき、鉗は20本まで、鍼管は3本まで収納できます。個人キーブに最適。

S 品番 SM-0110A ¥2,200 ●115×37×12mm

L 品番 SM-0111A ¥2,300 ●115×45×12mm

滅菌パックのみ

S 品番 SM-0110B ¥700 ●150×55mm

L 品番 SM-0111B ¥1,300 ●150×110mm

●100枚入り



在宅往診バッグ

品番 SM-0204B ¥48,000

(黒・ベージュ指定)

- 基本セット内容: ステンレス製針皿 (小) 3個、ステンレス製万能ツボ125cc 2個、廃鉗入れ、プラスチック製アルコール入れ
- サイズ: W270×D150×H250mm ●重量3kg



人体ゴム印

品番 SM-0222 ¥15,000

鍼灸取穴用 印箱入 12個入



刺鍼練習台VI

品番 SM-0204A ¥4,300

- 硬・中・軟の硬度のシリコンマットをセットした刺入感覚練習台。



集毛鍼

(クラスI:一般)

強 品番 SJ-0301

¥2,300

●全長75mm

弱 品番 SJ-0302

¥2,300

●全長75mm

強・弱 両用

品番 SJ-0303

¥4,400

●全長98mm




友好小児鍼

品番 SJ-0312

¥1,400

●全長60mm



①三角ばり

品番 SJ-0332

¥750

●長さ50mm

金メッキ

品番 SJ-0333

¥1,000

②長刀鍼

品番 SJ-0328

¥750

●長さ55mm

金メッキ

品番 SJ-0329

¥1,000

③バチばり

品番 SJ-0326

¥750

●長さ38mm

金メッキ

品番 SJ-0327

¥1,000

④松葉鍼

品番 SJ-0324

¥1,200

●長さ28mm

金メッキ

品番 SJ-0325

¥1,400

⑤かきばり

品番 SJ-0330

¥1,000

●長さ38mm

金メッキ

品番 SJ-0331

¥1,200

⑥員利鍼

品番 SJ-0334

¥600

金メッキ

品番 SJ-0335

¥900



ローラー鍼 (強)

品番 SJ-0402 ¥1,500

●長さ75mm・巾24mm・φ14mm



ローラー鍼 (弱)

品番 SJ-0401 ¥1,500

●長さ68mm ●巾24mm



ローラー付集毛鍼

強 品番 SJ-0404 ¥3,500

弱 品番 SJ-0405 ¥3,500

●巾30mm・φ14mm (クラスI:一般)



玉昌ローラー

品番 SJ-0403 ¥5,200

●箱入



ジャンボローラー

白(弱) 品番 SJ-0406 ¥5,200



黒(強) 品番 SJ-0407 ¥5,700

鍼・鍼関連商品

15



**ダイオードステッチDX**

頭なし 品番 SJ-0318A ¥13,500

頭付 品番 SJ-0318B ¥13,500

●人間の体には弱い電子の流れがあり、また空気中にも存在します。ダイオードステッチはその電子の流れを一方方向に移動させる働きがあります。

●本品は輸気（補的）と消気（瀉的）、および補瀉中間的ローラーで構成されています。

●人体の生体エネルギーのバランスが乱れると不健康になるといわれていますが、本品を使用するとそのバランスを調整できます。

**【基本的な使用方法】**

- 輸気の部分はピストン（10回～40回）運動による。
- 消気の部分は軽い押圧の繰り返し。
- ローラー部分は幹部を30秒～3分撫でるように反復させる。

①輸気（補）→こり、痛み、疲れ  
 ②消気（瀉）→痛み、こり、重い肩こり  
 ③ローラー（補瀉）→しびれ、痛み、こり、疲れ


（例）肩こりの場合  
 最高圧痛点の中央部に輸気を当て、軽く10回～40回押圧（ピストン動作）する。さらにローラーで反復しながら患部が発赤するのを目安に行います。

※基本的な使い方として、肩こりを参考にしてください。



**鍮鍼**

品番 SJ-0315 ¥1,500



**銀製鍮鍼（皮袋入り）**

大 品番 SJ-0345A

¥10,600

●80mm×5mmφ

小 品番 SJ-0345B

¥9,800

●60mm×5mmφ



**三菱鍼 (K)**

品番 SJ-0309 ¥3,800

(61B第1193号)

- 長さ105mm
- ステンレス刃
- 鍼先調節付（クラスI：一般）



**貝利太鍼**

品番 SJ-0305 ¥800

ゴールド

品番 SJ-0306 ¥1,200

- 長さ77mm



**三菱鍼 (D)**

品番 SJ-0310 ¥3,800

- 長さ75mm
- 鍼先調節付（クラスI：一般）



**梅花鍼 (九星鍼)**

アルミ製 品番 SJ-0320

¥2,800 (13B2X00096000014)

(クラスI：一般)



**梅花鍼 (九星鍼)**

ステンレス製 品番 SJ-0319

¥3,300 (13B2X00096000015)

- 長さ170mm
- ステンレス製（クラスI：一般）

エステア (耳つぼジュエリー)

品番 SK-0308A・B ¥3,500

エステアとは、14面カットで輝き続ける最高級クリスタルガラス「SWAROVSKI (スワロフスキー)」とイオン作用と皮膚刺激による「耳つぼ (24金の粒を使用)」を融合させた耳つぼジュエリーのことで、耳つぼに美容 (エステ) 作用があることからEsthe (エステ) +Ear (耳) →ESTHEAR (エステア) といいます。

●1シート10粒入



(例) 肩こりに対応した貼り方

サイズ

ジュエリーの大きさは2サイズをご用意しています。

※写真は実寸です。

- SK-308A  ss9 (2.7mm)
- SK-308B  ss12 (3.2mm)


エステア分解図



カラー


ジュエリーの色は9色をご用意しています。

-  Crystal クリア
-  Tanzanite パープル
-  Citrine イエロー
-  Light Rose ピンク
-  Aquamarine ブルー
-  Silver シルバー
-  Hyacinth レッド
-  Peridot グリーン
-  Gold ゴールド



皮内鍼・円皮鍼用テープ (各10シート入)

20Φ布	品番	SK-0109	¥1,000
20Φビニール	品番	SK-0109A	¥1,000
14Φ布	品番	SK-0111	¥1,000
14Φビニール	品番	SK-0111A	¥1,000
12×11Φ布	品番	SK-0112	¥1,000
10Φ布	品番	SK-0113	¥1,000
10Φビニール	品番	SK-0113A	¥1,000
9×6Φビニール	品番	SK-0114	¥1,000



皮内鍼・円皮鍼用テープ (各10シート入)

13×13和紙	品番	SK-0115	¥800
8×8和紙	品番	SK-0116	¥800
ビニールMP円皮鍼用	品番	SK-0117	¥1,000

粒鍼

16



メディスティックペン

品番 SK-0220A ¥630

水で消せる 青・赤2本セット  
安全基準に基づく検査に合格しているので  
安心無害です。



コスモチタンテープ120

品番 SK-0317A ¥1,000

●1袋120パッチ入り  
粘着面からチタン粉末が分離しにくい最高品質のチタン糊を使用。



ファイテンパワーテープ 70マーク

品番 SK-0303C ¥700

ハイテク素材チタンを粘着面にコーティングした全く新しいタイプのボディテープ。  
●(70マーク入)



金粒 (ノイロコロン)

品番 SK-0301A ¥1,600

透明テープ+金粒300粒入  
(クラスI:一般)



HELIOチタンテープ

品番 SK-0322 ¥1,000

●100マーク入り


HELIOチタンテープの特徴

- チタン・コーティング  
金属アレルギーを起こしにくいチタン素材を使用しているため安心です。
- 温熱効果で運動能力アップ  
生体電気の流れを促進するので血行が良くなり痛みの軽減や運動機能を高める効果が期待できます。
- 手軽に貼って効果を実感  
痛い部分に貼るだけで簡単!



金粒 (1,000粒入)


品番 SK-0301 ¥4,200



銀粒 (1,000粒入)

品番 SK-0302 ¥3,800

(クラスI:一般)



セラミック粒  
(粒のみ・10000粒)

品番 SK-0319 ¥4,500

1.2mm



金粒 (粒のみ・10000粒)

●※24Kメッキ

1.2mm

品番 SK-0301D ¥10,000

1.5mm

品番 SK-0301E ¥10,000



銀粒 (粒のみ・10000粒)

1.2mm

品番 SK-0301B ¥6,000



ガラス粒 (粒のみ・80g)

品番 SK-0301F ¥4,500

1.0~1.5mm (混合)





マグレイン

品番 SK-0310

(クラスI:一般)

N-300粒入 (1.2mm) 肌色テープ	銀粒 (A)	¥1,800
N-300粒入 (1.2mm) 肌色テープ	金粒 (B)	¥1,900
N-3,000粒入 (1.2mm) 肌色テープ	銀粒 (C)	¥12,000
N-3,000粒入 (1.2mm) 肌色テープ	金粒 (D)	¥12,700
クリア240粒入 (1.2mm) 透明テープ	銀粒 (E)	¥1,800
クリア240粒入 (1.2mm) 透明テープ	金粒 (F)	¥1,900
クリア2,400粒入 (1.2mm) 透明テープ	銀粒 (G)	¥12,000
クリア2,400粒入 (1.2mm) 透明テープ	金粒 (H)	¥12,700
チタン200粒入 肌色テープ	(I)	¥1,800
チタン2000粒入 肌色テープ	(J)	¥12,000
チタン200粒入 透明テープ	(K)	¥1,800
チタン2000粒入 透明テープ	(L)	¥12,000

ロイヤルトップ

品番 SK-0300 ¥3,910

●1箱300粒入り ●材質:ステンレス製  
ロイヤルトップは皮膚に効果的な圧力が加えられるように特殊形状(中央突起円盤)加工されています。先端部 5kg/cm<sup>2</sup> (クラスI:一般)



シルバーマグ

品番 SK-0312A

¥1,200

(300粒入)  
(クラスI:一般)



シルバーマグG (ゴールド)

品番 SK-0312B

¥1,500

(300粒入)  
(クラスI:一般)



マイクロポアー (肌)

品番 SK-0202 ¥3,900

全長9.1m×幅1.25cm (24個入)  
いずれも抜群の通気性を誇り、特に肌色の方は貼っても目立たなくなります。



マイクロポアー (白)

品番 SK-0203 ¥2,500

全長9.1m×幅1.25cm (24個入)



トランスポアー

品番 SK-0201 ¥3,000

全長9.1m×幅1.25cm (24個入)  
接着性が強いだけでなく、お肌がかぶれません。

