



マグレイン

品番 SK-0310

(クラスI:一般)

N-300粒入 (1.2mm) 肌色テープ	銀粒 (A)	¥1,800
N-300粒入 (1.2mm) 肌色テープ	金粒 (B)	¥1,900
N-3,000粒入 (1.2mm) 肌色テープ	銀粒 (C)	¥12,000
N-3,000粒入 (1.2mm) 肌色テープ	金粒 (D)	¥12,700
クリア240粒入 (1.2mm) 透明テープ	銀粒 (E)	¥1,800
クリア240粒入 (1.2mm) 透明テープ	金粒 (F)	¥1,900
クリア2,400粒入 (1.2mm) 透明テープ	銀粒 (G)	¥12,000
クリア2,400粒入 (1.2mm) 透明テープ	金粒 (H)	¥12,700
チタン200粒入 肌色テープ	(I)	¥1,800
チタン2000粒入 肌色テープ	(J)	¥12,000
チタン200粒入 透明テープ	(K)	¥1,800
チタン2000粒入 透明テープ	(L)	¥12,000

ロイヤルトップ

品番 SK-0300 ¥3,910

●1箱300粒入り ●材質:ステンレス製
ロイヤルトップは皮膚に効果的な圧力が加えられるように特殊形状(中央突起円盤)加工されています。
先端部 5kg/cm² (クラスI:一般)



シルバーマグ

品番 SK-0312A

¥1,200

(300粒入)
(クラスI:一般)



シルバーマグG (ゴールド)

品番 SK-0312B

¥1,500

(300粒入)
(クラスI:一般)



マイクロポアー (肌)

品番 SK-0202 ¥3,900

全長9.1m×幅1.25cm (24個入)
いずれも抜群の通気性を誇り、特に肌色の方は貼っても目立たなくなります。

マイクロポアー (白)

品番 SK-0203 ¥2,500

全長9.1m×幅1.25cm (24個入)

トランスポアー

品番 SK-0201 ¥3,000

全長9.1m×幅1.25cm (24個入)
接着性が強いだけでなく、お肌がかぶれません。





もぐさ 点灸用 (箱入)

SA100g	品番	SO-0121	¥10,000
SA50g	品番	SO-0121A	¥5,300
A100g	品番	SO-0122	¥8,900
A50g	品番	SO-0122A	¥4,700
B100g	品番	SO-0123	¥7,400
B50g	品番	SO-0123A	¥3,900
C100g	品番	SO-0124	¥5,200
C50g	品番	SO-0124A	¥2,900

もぐさ 灸頭針用 (袋入)

A300g	品番	SO-0125	¥8,200
A1kg	品番	SO-0125A	¥25,200
B300g	品番	SO-0126	¥5,400
B1kg	品番	SO-0126A	¥16,200

もぐさ 温灸用 (箱入)

A1kg	品番	SO-0127	¥10,600
B1kg	品番	SO-0128	¥7,700
C1kg	品番	SO-0129	¥5,600

もぐさ・灸用品

17



雪の華
(紙箱入り点灸用最高級もぐさ)

品番 SO-0260
¥9,240
●30g入り
●線香2本付き



最上点灸用もぐさ 5g入り

品番 SO-0271
¥1,100
灸頭針用もぐさ 7g入り
品番 SO-0272
¥1,000



線香

品番 SO-0228A
¥2,500
●10束入



灸点紙 (灸熱緩和紙)

品番 SO-0212
¥700
●1シート20ヶ×10シート

灸点器

品番 SO-0225
¥1,700



灸点スミ

品番 SO-0227
¥500


灸点棒

品番 SO-0224
¥1,000

灸点エンピツ

赤 品番 SO-0223
¥300
黒 品番 SO-0223A
¥300





温灸純艾條 (ロール式)

品番 SO-0102 ¥1,450

機能の活力を促進する作用があります。

- 中国製
- 10本箱入



らくらくフード

品番 SO-0208 ¥2,700

火消し (木製)

品番 SO-0208A ¥1,000



新火消しつぼ

品番 SO-0270 ¥1,550



遠赤外線新おわん灸

セット 品番 SO-0280 ¥10,000

本体 品番 SO-0280A ¥7,000

無煙炭 品番 SO-0280B ¥2,000

白灰 品番 SO-0280C ¥400

無煙炭の点火方法について

おわん灸本体の中に保温灰をひきつめ、その上に点火した無煙炭を置きます。無煙炭の一角が白くなりますと点火したという印です。保温灰の上に入れ約5分間放置します。おわんが心地よい状態に熱を保ちましてから蓋をします。

「新おわん灸」の製品特長は1.遠赤外線の放射率が高く温灸効果を発揮する。2.頭部から背中、足等など身体のどの部位でも使用できる。3.温熱時間は長く持続して微煙である。また、台座を使わずに本体を綿布で包み、身体の各部に直接おわん灸を押し当てる温熱療法も効果があります。

- (1) 蓋付のおわん
おわんの上部に排気穴の蓋がつき、ふたを付けて使用します。
- (2) 台座
台座は熱くなったもおわん本体を安定させます。
- (3) 加熱用の無煙炭 (※もぐさ変更も可)
無煙炭は40回使えるように分割するための筋目が入っています。火を付けるさいはピンセットをお使いください。
- (4) 保温用の白灰
おわん本体の底がかくれる程度ひいて使用する。

経絡温灸棒 1本 (小)

品番 SO-0281 ¥3,000

- 内部に棒灸をセットし、温めた先端部を転がして温める温灸器
- 美顔施術にも最適
- 165mm (長さ) × 13mm (ヘッド直径)
- メンテナンス用ブラシ
- てぬぐい



経絡温灸棒 1本 (中)

品番 SO-0282 ¥3,300

- 内部に棒灸をセットし、温めた先端部を転がして温める温灸器
- 美顔施術にも最適
- 187mm (長さ) × 24mm (ヘッド直径)
- メンテナンス用ブラシ
- てぬぐい



リンドウ4mm (25本)

品番 SO-0281A ¥2,700

- 艾の精製率を高めた高品質棒灸シリーズ
- 煙とにおいを大幅に軽減した無煙 (炭化) 棒灸
- 120mm (長さ) × 4mm (直径)



リンドウ7mm (12本)

品番 SO-0282A ¥2,200

- 艾の精製率を高めた高品質棒灸シリーズ
- 煙とにおいを大幅に軽減した無煙 (炭化) 棒灸
- 120mm (長さ) × 7mm (直径)





長生灸レギュラー

台座付間接灸

100仕入	品番	SO-0278A	¥1,700
200仕入	品番	SO-0112A	¥2,860
1000仕入	品番	SO-0112B	¥12,100
2000仕入	品番	SO-0112C	¥22,000



長生灸ライト

従来の長生灸より台座を厚くすることで、温度を低くしてあります。

100仕入	品番	SO-0278B	¥1,700
200仕入	品番	SO-0253	¥2,860
1000仕入	品番	SO-0253A	¥12,100
2000仕入	品番	SO-0253E	¥22,000



長生灸ハード

設定温度は高め。
刺激的な温感を好む方へ。

100仕入	品番	SO-0278C	¥1,700
200仕入	品番	SO-0253B	¥2,860
1000仕入	品番	SO-0253C	¥12,100
2000仕入	品番	SO-0253D	¥22,000



長生灸ソフト

200仕入	品番	SO-0259A	¥2,860
1000仕入	品番	SO-0259B	¥12,100
2000仕入	品番	SO-0259C	¥22,600

長生灸は選べる4タイプ

ほんのり めるめ ぶつう あつめ
ソフト ライト レギュラー ハード





長生灸 お灸日和 フルーツ

微 煙：もう煙に悩まない！
 フルーツ：みずみずしい果実の香り
 お 灸：はじめてのお灸に最適！

50仕×6箱 品番 SO-0258A ¥6,600

●各箱 調熱絆2シート付属

1000仕入 品番 SO-0258B ¥19,360

●調熱絆5シート付属



調熱絆

品番 SO-0136 ¥450

- 長生灸専用
- 1箱12シート入り
- 1シートに11枚の調熱絆がついています。



つぼ灸NEO NEXT

〈レギュラー〉120入 品番 SO-0266A ¥2,210

〈レギュラー〉600入 品番 SO-0266B ¥10,080

〈レギュラー〉1800入 品番 SO-0266C ¥29,000



つぼ灸NEO NEXT

〈マイルド〉120入 品番 SO-0267A ¥2,210

〈マイルド〉600入 品番 SO-0267B ¥10,080

〈マイルド〉1800入 品番 SO-0267C ¥29,000

- 煙を大幅にカットしました。
- 濡らす必要がなく、粘着力の強いのりを使用しており、剥がれ落ちる心配がほとんどありません。
- 押し棒を不要とし、片手で取って貼るだけ、とってもカンタンです。
- においを少なくしました。
- 一粒、一粒を固形にすることにより、もぐさの量がさらに一定し、温度も燃焼時間も一定になりました。



長安NEO DX レギュラー

120入 品番 SO-0243C ¥2,100

600入 品番 SO-0243D ¥5,780



長安NEO DX マイルド

120入 品番 SO-0243E ¥2,100

600入 品番 SO-0243F ¥5,780

- 濡らす必要がなく、粘着力の強いのりを使用
- 台紙に整然と並んでおり、お灸同士の接触が無く損傷の心配がありません。



カヤマニ (120ケ入)

強 品番 SO-0106
¥2,000

弱 品番 SO-0107
¥2,000

ソフト 品番 SO-0107A
¥2,000



カヤマニ (600ケ入)

強 品番 SO-0108
¥9,500

弱 品番 SO-0109
¥9,500

ソフト 品番 SO-0109A
¥9,500



カヤマニ (2000ケ入)

強 品番 SO-0101
¥26,500

弱 品番 SO-0100
¥26,500

ソフト 品番 SO-0100A
¥26,500



カヤマニスモーケレス
熱源をもぐさとしながら臭いと煙を極力抑えた製品です。

120杜 品番 SO-0113
¥2,200

600杜 品番 SO-0114
¥9,500



カヤマニ フィット (台座付)

品番 SO-0273 ¥2,600

従来のシールより、肌にやさしく安全に使用できます。

●120入



カマヤペット
セット (5本入)

品番 SO-0110 ¥6,100 (15500BZZ00076000)

●フード ●火消し缶付


スペア (6本入)

品番 SO-0111 ¥5,100

「カマヤペット」使用方法



①コルク栓を押し、もぐさを5mmほど出します。



②フード(木枠)に棒を差し込みます。



③もぐさに着火します。



④ペットを引き出し患部にあてます。消火は、灰を落とし、キャップをはめ込むだけです。

温暖 (灸頭鍼用もぐさ)

品番 SO-0233 ¥4,100


- 炭化艾 (120個入)
- 専用キャップ (6個入)
- 専用スプーン (1個)



■使用方法



1 刺入した鍼の灸頭に専用キャップをのせてください。



2 専用キャップの芯に灸頭鍼用温暖を差し込んでください。



3 灸頭鍼用温暖の上部より点火してください。

炭化艾 480個入

品番 SO-0233A
¥7,600

専用キャップ 10個入

品番 SO-0233B
¥1,200

専用スプーン 1個

品番 SO-0233C
¥1,000



灸頭針用切りもぐさ

- 小 10φ×10mm


品番 SO-0237 ¥3,400 (500粒入) 写真左

- 大 12φ×15mm

品番 SO-0238 ¥4,200 (500粒入) 写真右



落下防止
キャップで
安心・安全



灸頭鍼用ラク灸

品番 SO-0265A ¥1,000

- 軽量キャップが炭化艾の落下を防止。
- 微煙・微臭の炭化艾でクリーンな室内。
- 長すぎない短すぎない温度の保温。
- 20ヶ入

※鍼は別売りです。


ラク灸500

品番 SO-0265B ¥9,500

- 炭化艾：500ヶ
 - キャップ：32ヶ
 - 保存袋：1枚
- ※鍼は別売りです。



①炭化艾のセット
炭化艾の穴側と外側をピンセットで掴むとセットしやすくなります。




②ラク灸のセット
刺入した鍼の灸頭に本製品をセットしてください。その際、鍼柄を指で持つとセットしやすくなります。



③点火
炭化艾の上の方を着火装置などで点火してください。また、灸柄に炎が当たらないよう注意してください。



④ラク灸の燃焼・取外し
点火して燃え尽き、灸柄がさめるまで6分程がかかります。灸から取り去る時は、熱くなっていますので直接手で触れずピンセットなどを使用してください。また、同時に灸が焼けにくいように灸体を乾燥等で持って外すと安全です。



⑤抜鍼
灸柄が十分に冷めてから抜鍼してください。

メイシンBS-15 (温灸器)

品番 SO-0283 ¥39,800 (228AGBZX00118A02)

- 電池：単三電池×2個 (マンガン乾電池使用不可)
- 定格：3.0V 2.4W
- 刺激面積：約0.7mm²
- 寸法：180mm×φ26mm
- 重量：約92g (電池含む)



温ねつ灸

品番 SO-0230 ¥16,500

お灸の治療が気軽に楽しめるもぐさキャップ8個付き。

- クラスII：一般

もぐさキャップ

品番 SO-0231 ¥1,700

- 12ヶ入

ニンニクもぐさキャップ

品番 SO-0232 ¥1,700

- 12ヶ入



電気温灸器 Shouki (しょうき) E09-04

品番 SO-0275 ¥118,600 (223AGBZX00130000)

穏やかなお灸のリズムで効果的な温熱刺激です。

発熱部が透明ガラスヒーターなので、清潔感があり、下した灸点が見えます。

小型・軽量化、充電機能付きで持ち運びも便利です。

肌へ触れる部分は、かぶれにくい素材を使用 (透明セラミックスと樹脂) しております。

仕様


定格電源	(商用電源) AC100V (50 / 60Hz) (内部電源) 直流 3.6V (単三 NIHM 充電電池 6 本)
定格消費電力	(商用電源) 35VA (内部電源) 8VA
サイズ	W200 × H190 × D78mm
重量	660g (充電電池を除く)

機能

加温/放熱間隔設定	Aモード(加温周期20秒)、Bモード(加温周期30秒)
温度レベル設定	1~4(1が最も低温で、1段階毎に3℃上昇)
出力極数	4
治療タイマー	1、3、5、10、15、20、25、30分
充電機能時間	最大4時間にて、単三NIHM充電電池(エネルギー)を充電
音量調節機能	音量をOFFから最大まで8段階で調節可能




厚さ6mmの平面構造で、付属テープにて貼り付けやすい構造を実現しました。



透明セラミックスを0.5mm飛び出させることで、しっかりとつばに当てやすい構造しております。

肌へのあたるところには、直径8mm厚さ1mmの透明セラミックスを用いることで、遠赤外線により効果的な熱伝達を行います。また、やわらかい感覚で、しっかりと熱を伝える効果も期待されます。



貼り付けも、付属品の専用両面テープを使うことで簡単に出来ます。



① 熱導子 CL-01	4本	⑥ フェライトコア	1個
② 専用テープ ST01	20枚	⑦ エネルギー単三	6本
③ 専用バック	1個	⑧ マジックテープ	100mm × 4本
④ 専用電池ボタン	1個	⑨ 3Mサージカルテープ	1本
⑤ 専用電源コード	1本		

セラミック電気温灸器

品番 SO-0284 ¥80,000 (229AKBZX00029000)

■43℃から55℃まで3℃刻みで5段階あり、±1℃の精度で温度管理をするため、患者様に合わせた施術が可能です。

■火を使わず、煙も出ないため施術場所を選びません。また、軽量・コンパクトなサイズのため持ち運びができます。

■先端の直径が2mmで形状が鋭角なため、ピンポイントな刺激を与えることができます。

■先端はアレルギーフリーのセラミックを使用しており、消毒用エタノールで全面の拭き取りが可能のため、清潔を維持できます。

●電気定格：①本体：DC9V 0.8A、内部電源：DC3.6V 2.2A（専用ニッケル水素充電電池）②ACアダプタ：入力AC100V 50/60Hz 0.3A 出力DC9V 1.6A

●タイマー：約30分（30秒ごとに通知音が鳴ります）

●通知音：強/弱2段階

●サイズ：（長さ）165×（幅）31×（高さ）37mm

●重量：140g（ACアダプタ含まず）



電子温灸器 CS-1000

品番 SO-0277 ¥284,000 (223AGBZX00147000)

輻射熱による灸頭鍼の熱量を忠実に再現しました。

◎およそ5分で発汗作用が起こります。

◎7分～10分で直径6cmの発赤が残ります。

●本体寸法：W320×D230×H159mm

●重量：7kg

●電源電圧：AC100V 50/60Hz

●消費電力：55VA

●間欠加熱周期：約30秒（加熱15秒・冷却15秒）

●温度設定（室温20℃ 無負荷）

●ダイヤルにより各チャンネル個別設定（1.5℃ステップ）±0.5℃

A：44.0℃

B：45.5℃

C：47.0℃

D：48.5℃

E：50.0℃

●タイマー：ゼンマイ式30分タイマー（終了音付）

●クラスII：特管



電子温灸器CS-2000

品番 SO-0116 ¥498,000 (63B第270号)

灸頭針の輻射熱を温熱子で再現。鍼刺激と温熱刺激を同時に併用。煙が出ない。どのような部位にでも簡単にできる。鍼は銀鍼でも使用可能。

●電源：AC100V 50/60Hz

●消費電力：55W

●温度調節：44℃～50℃ 5段切替

●寸法：巾440mm×奥行310mm×高さ250mm

●重量：10kg

●クラスII：特管



シリコンカップング (6個セット)

品番 SP-0273 ¥4,800

ポンプなどの器具を使用することなく、皮膚にぴったり密着し、吸引します。手軽に行えるカップング療法としてはもちろん、陰圧を加えながら行うマッサージでの筋膜リリースなど、幅広い目的で活用いただけます。

- サイズ: 接触側内径約5cm2個、約3cm4個
- 材質: シリコン



プラスチック製吸引カップ

※単位はmmです。交差±5%

P-6 品番 SP-0230A ¥1,100

- 内寸/外寸/高さ: 27/37/90

P-5 品番 SP-0231A ¥1,100

- 内寸/外寸/高さ: 37/47/90

P-4 品番 SP-0232A ¥1,200

- 内寸/外寸/高さ: 40/50/90

P-3 品番 SP-0233A ¥1,200

- 内寸/外寸/高さ: 45/55/103

P-2 品番 SP-0234A ¥1,200

- 内寸/外寸/高さ: 54/65/107

ペイントール (電動吸引ポンプ)

品番 SP-0243 ¥124,000

本器はダイヤフラムポンプの吸引、排気動作を利用し、吸引口に吸引アダプターを取り付けた吸引カップを吸引ホースにより接続し、吸引カップを皮膚にあて、繰り返し引っ張ることによりマッサージを行なう治療器である。

- 電源: AC100V
- 周波数: 50/60Hz
- 消費電力: 10W
- 吸引圧: -75kpa
- 排気量: 15L/min
- 寸法: W170×D140×H315 (mm)
- 重量: 5kg



ミスタコ吸角セット

品番 SP-0264 ¥18,000


体格各部位で使用頻度の高いサイズのプラスチックカップとポンプをセットにしました。

- セット内容
- ・MBT手動式吸引ポンプ×1
- ・プラ吸引カップP-2×4
- ・プラ吸引カップP-3×2
- ・プラ吸引カップP-4×2
- ・プラ吸引カップP-5×2

カップングB

品番 SP-0275 ¥210,000

- ACアダプターセット: 1本
- フィルターエレメント: 1個
- 吸引チューブセット (カップング用): 1本
- 寸法:
横約300×奥行約263
×高さ約290mm
- 重量: 約10.5kg
- 電源: DC12V 5A
- 真空度: -95kPa以上
- 定格時間: 連続
- 消費電力: 50W平均



電動ポンプ専用カップ (ガラス)

カップングβでの使用が適しています



ボディ用小

品番 SP-0274C ¥3,200



小鼻用

品番 SP-0274A ¥3,200



ボディ用中

品番 SP-0274D ¥3,400



フェイス用

品番 SP-0274B ¥3,200



ボディ用大

品番 SP-0274E ¥3,600



スライド用シリコン吸引チューブセット

品番 SP-0274F ¥3,500

スライド用の吸引チューブです。対応機種はカップングα-II・カップングβ

ビューティーカップ (スライド用カップ) との接続に使用します。

●材質: シリコンゴム ●長さ: 約250cm



ガラスSTRカップ 2号

品番 SP-0117B ¥1,400

●高さ: 約98mm
内径: 約20mm
胴径: 約24mm



ガラスSTRカップ 3号

品番 SP-0118B ¥2,200

●高さ: 約116mm
内径: 約30mm
胴径: 約34mm



ガラスSTRカップ 4号

品番 SP-0119B ¥2,400

●高さ: 約120mm
内径: 約40mm
胴径: 約44mm



ガラスSTRカップ 5号

品番 SP-0120B ¥2,500

●高さ: 約120mm
内径: 約50mm
胴径: 約55mm



ガラスSTRカップ 6号

品番 SP-0121B ¥3,750

●高さ: 約120mm
内径: 約60mm
胴径: 約65mm



ガラスSTRカップ 7号

品番 SP-0122B ¥4,700

●高さ: 約122mm
内径: 約70mm
胴径: 約75mm



カップングαミニ

品番 SP-0227A ¥55,000

●ACアダプターセット: 1本
●吸引チューブセット: 1本 (フィルター付き)
●サイズ: 横160×奥行150×高さ135mm ●重量: 約1.5kg
●電源: DC12V5A ●到達真空度: -80kpa以上
●排気量: 4リットル/min ●使用定格時間: 30分



カップングα-II

品番 SP-0228A ¥90,000

●ACアダプターセット: 1本 ●フィルターエレメント: 1個
●吸引チューブセット: 1本 ●サイズ: 横250×奥行200×高さ260mm
●重量: 約5.5kg ●電源: DC12V5A ●真空度: -85kpa
●排気量: 12.8リットル/min ●使用定格時間: 90分
●消費電力: 36W平均

RP8セット (ポリカーボネートプラスチック)

品番 SP-0126A ¥10,800

- 耐熱121℃
- 4号:2個
内径:約40mm
- 5号:2個
内径:約50mm
- 6号:4個
内径:約60mm
(計8個)
- グリーンケース小



RP16セット (ポリカーボネートプラスチック)

品番 SP-0126B ¥21,000

- 耐熱121℃
- 4号:2個
内径:約40mm
- 5号:4個
内径:約50mm
- 6号:10個
内径:約60mm
(計16個)
- グリーンケース大



ガラスSTR8セット (耐熱ガラス)

品番 SP-0127A ¥21,200

- 耐熱121℃
- 3号:2個
内径:約30mm
- 4号:2個
内径:約40mm
- 5号:4個
内径:約50mm
(計8個)
- グリーンケース小



ガラスSTR16セット (耐熱ガラス)

品番 SP-0127B ¥41,800

- 耐熱121℃
- 3号:2個
内径:約30mm
- 4号:4個
内径:約40mm
- 5号:10個
内径:約50mm
(計16個)
- グリーンケース大



カップングカップRP4号

品番 SP-0266A ¥1,000

- 高さ:約110mm 内径:約40mm 胴径:約43.5mm

カップングカップRP5号

品番 SP-0266B ¥1,100

- 高さ:約120mm 内径:約50mm 胴径:約53.5mm

カップングカップRP6号

品番 SP-0266C ¥1,200

- 高さ:約124mm 内径:約60mm 胴径:約63.5mm

- 耐熱121℃
- カップ:ポリカーボネート樹脂
- キャップ(上部の逆止弁):シリコンゴム
- 内部弁:ポリカーボネート球
- 上部ノズル:ポリカーボネート



ハンドポンプQ ケース入り

品番 SP-0214B ¥8,800

- 樹脂部分はポリカーボネート ●ステンレス製補強金具
- 真空メーター:鉄、ステンレス
- チューブ:エクセロン・合成ゴム
- 到達真空度:-70kpa ●重量:250g (ハンドポンプ)



ハンドポンプJ

品番 SP-0214C ¥4,600

- 樹脂部分はポリカーボネート ●ステンレス製補強金具
- チューブ:エクセロン ●到達真空度:-70kpa
- 重量:150g



ハンドポンプQ メーター付

品番 SP-0214A ¥7,500

- 樹脂部分はポリカーボネート ●ステンレス製補強金具
- 真空メーター:鉄、ステンレス
- チューブ:エクセロン・合成ゴム
- 到達真空度:-70kpa ●重量:250g



**アロママッサージオイル
ローズマリー（ボディ専用）**

品番 SP-0271A ¥5,500

清涼感あふれるクリアなローズマリーの香り。幅広くご利用頂けるミネラルオイルをベースに爽やかなローズマリー精油を混合したマッサージオイルです。

運動やコリで疲れた身体のマッサージにオススメです。

- 1,000mL
- アロママッサージオイル ローズマリー〈マッサージオイル〉
- 〈配合成分〉ミネラルオイル、ヒマワリ種子油、ローズマリー油、ダイズ油、トコフェロール



**アロママッサージオイル
シトラス（ボディ専用）**

品番 SP-0271B ¥5,500

さわやかなシトラスの香り。幅広くご利用頂けるミネラルオイルをベースにシトラスの香りを混合しています。

元気がでる香りは老廃物を流すマッサージに最適です。

- 1,000mL
- アロママッサージオイル シトラス〈マッサージオイル〉
- 〈配合成分〉ミネラルオイル、ヒマワリ種子油、香料、ダイズ油、トコフェロール



**アロママッサージオイル
ラベンダー（ボディ専用）**

品番 SP-0271C ¥5,500

リラックス効果の高いラベンダーの香り。幅広くご利用頂けるミネラルオイルをベースにラベンダー精油を混合したマッサージオイルです。甘くてフローラルな香りがストレスなどで疲れた心や身体に深いリラックスをもたらします。

- 1,000mL
- アロママッサージオイル ラベンダー〈マッサージオイル〉
- 〈配合成分〉ミネラルオイル、ヒマワリ種子油、ラベンダー油、ダイズ油、トコフェロール



100% ピュアオイル スクワランオイル100

品番 SP-0272A ¥13,750

エステ初心者～スタンダードの強い味方。〈スクワラン〉は万能オイルです。

すーっと浸透し、ふきとり不要

使い易い万能オイル

おすすめタイプ→オールマイティー

- 深海鮫の肝油から抽出したスクワランオイルです。
- 浸透性が高く、素肌にうるおいとハリを与え柔軟性のある肌に導きます。
- 少量でとても伸びが良いので、使い易い万能オイルです。
- 100%ピュアオイル
- 1,000mL
- 〈美容オイル〉
- 〈配合成分〉スクワラン



100% ピュアオイル グレープシードオイル100

品番 SP-0272B ¥8,450

さらりとしたサテンのような仕上がり。デトックス系マッサージに〈グレープシード〉。

さらりとしてなめらか、べたつかない

デトックスマッサージに最適

おすすめタイプ→普通肌～脂性肌、混合肌

- 100kg以上のブドウ種子を高温圧搾法で絞り、やっと100mL採取できるという貴重なオイルです。
- ビタミンEやポリフェノール類が豊富に含まれており低刺激ということもあって多くのスキンケアに使用されています。
- 100%ピュアオイル
- 1,000mL
- 〈美容オイル〉
- 〈配合成分〉ブドウ種子油



アロマティックマッサージオイル

①リラクゼーション
品番 SP-0252A ¥2,400
●200mL (ラベンダー、タンジェリン、オレンジ、イランイラン、クラリセージ)
②エナジー
品番 SP-0252B ¥2,400
●200mL (ペパーミント、ローズマリー、レモン)
③レストフルナイト
品番 SP-0252F ¥2,400
●200mL (ラベンダー、カモミール、ティーツリー)
④ボディートン
品番 SP-0252D ¥2,400
●200mL (グレープフルーツ、ジェニパー、レモン、サイプレス)
⑤アンセンテッド（無香）
品番 SP-0252E ¥1,800
●200mL（無香）



カノラオイル、葡萄の種から抽出したオイル、ビタミンE等配合のライトで素肌に馴染みやすいマッサージオイルです。皮膚の乾燥を防ぎ、しっとりしたお肌が保てます。

効果をより高めるために、身体の必要部分に応じてプログラム別のマッサージオイルをご使用ください。