


スチールカルテ棚一列16段 A4-116

品番 SS-0226A ¥34,000

(A4サイズ)

●W27.7×D35×H70cm



スチールカルテ棚二列10段 A4-210

品番 SS-0227A ¥53,000

(A4サイズ)

●W55.4×D35×H88cm



スチールカルテ棚三列10段 A4-310

品番 SS-0228A ¥72,300

(A4サイズ)


●W83×D35×H88cm



最新針灸カルテ (B5・A4 指定)

品番 SS-0104 ¥750


●100枚1組



針灸カルテ (B5・A4 指定)

品番 SS-0101 ¥750


●100枚1組



良導絡カルテ (両面) (B5のみ)

品番 SS-0103 ¥1,300


●(100枚)



治療日誌 (B5・A4 指定)

品番 SS-0102 ¥750


●100枚1組



臨床カルテ (B5・A4 指定)

品番 SS-0105 ¥750


●100枚1組



予診・診療カルテ (B5・A4 指定)

品番 SS-0106 ¥750

●100枚1組



上下肢台

品番 SS-0415
¥15,000



静注台 YS-734

品番 SS-0425
¥15,000

●寸法：240×150×H670-970mm



ホールド上下肢台

品番 SS-0442 ¥38,000

- 20°間隔の7段階角度調節機能付き大型肢台用クッションを採用。
- 2.5cm間隔の17段階調節が可能な安全ストッパー式の高さ調節機能。
- 床面をキズから守り隙間の微調整が可能な専用アジャスター付き。
- 高さの調節範囲：72cm～112cm
- 肢台角度の調節範囲：-60°～60°
- クッションサイズ／幅：16cm 奥行：38cm 高さ：4/7cm 重量：約7kg



アトムベンチ (小)

品番 SS-0430A ¥40,000

- アジャスター付き4脚ベース。
- (小) 高さ：35～42cm



アトムベンチ (中)

品番 SS-0430B ¥40,000

- アジャスター付き4脚ベース。
- (中) 高さ：48～68cm



アトムベンチ (大)

品番 SS-0430C ¥40,000

- アジャスター付き4脚ベース。
- (大) 高さ：58～88cm



耐荷重100kgロックのアトムシャフト2本構造。

アトム [a]

(小) 品番 SS-0429A ¥28,000

アトム [b]

(中) 品番 SS-0429B ¥28,000

アトム [c]

(大) 品番 SS-0429C ¥28,000

- プレス式無段階高さ調節機能付き。耐荷重100kg。
- (小) 高さ：37～44cm
- (中) 高さ：50～70cm
- (大) 高さ：60～90cm
- クッションサイズ／幅：15cm 奥行：24cm 高さ：5/7cm
- ※肢台用クッションはフラット面とアール面が使えます。



男子横掛半袖 HO-1962

品番 ST-0441 ¥7,600

衿と袖に施された細いネイビーのコードバイピングはきちんと感があり、信頼感が得られます。

●Tネイビー



	着丈	バスト	肩巾	半袖
S	72	104	44	24
M	74	108	46	25
L	77	112	48	26
LL	80	118	50	27
BL	78	130	52	27

(ナガイレーベン) (cm)

女子上衣 FT-4482

品番 ST-0442 ¥7,600

シャープなスタンドカラーにネイビーのラインを入れ、よりプロフェッショナルな雰囲気です。身頃の縦に走る切り替えラインが体をスリムに見せます。右脇にPHSポケットと鍵などを掛けられるループが付いています。

●Tネイビー



	着丈	バスト	肩巾	半袖
S	66	90	35	21
M	68	94	36	22
L	70	98	37	23
LL	70	104	39	23
EL	70	110	41	23

(ナガイレーベン) (cm)

男女兼用上衣半袖 RF-5032 (スクラブ)

品番 ST-0443 ¥5,700

左胸 (PHSポケット付き)、両脇ポケット。着心地の良い伸縮性と接触冷感機能を併せ持つ、より作業性のある素材を採用。ご利用者さんにハッキリと目立ちやすい濃色で、温もりのある院内環境色にも適合しやすいカラーリングです。ポロシャツ着用感覚のある専門性の高いスクラブデザインです。

	着丈	バスト	肩巾	半袖
SS	64	90	36	21
S	65	94	38	21
M	70	101	41	22
L	75	108	45	23
LL	78	114	48	24
BL	78	124	50	24

(cm)



ネイビー

ネイビー・バーガンディ・チャコール・ライトブルー・コーラルピンク
ポリエステル95% ナイロン5%
(制電糸入り) 吸水・防汚効果

SEKA 制菌加工 ⚡ 制電性繊維

男女兼用横掛 RF-5042

品番 ST-0444 ¥5,700

左胸 (PHSポケット付き)、両脇ポケット。より動きを要する日常業務において、動きやすいストレッチ性と涼感機能を持った素材を活用し、ポロシャツ感覚で着用できる専門性の高いKCタイプのデザインです。また、ベースカラーの濃色はご利用者さんにとって標識性を高めるとともに、温もりのある環境色にとってもなじむカラーリングです。

	着丈	バスト	肩巾	半袖
SS	64	90	36	21
S	65	94	38	21
M	70	101	41	22
L	75	108	45	23
LL	78	114	48	24
BL	78	124	50	24

(cm)

ネイビー・バーガンディ
ポリエステル95% ナイロン5%
(制電糸入り) 吸水・防汚効果

SEKA 制菌加工 ⚡ 制電性繊維

(ナガイレーベン)



バーガンディ



ライトブルー



ネイビー



バーガンディ

DC白衣

通気性が良く伸縮性のあるニットで、作られていますので活動的な動きにも対応しています。

素材・材質 ポリエステル100%ニット素材

長袖M	品番	ST-0218A	¥8,500
長袖L	品番	ST-0218B	¥8,500
長袖LL	品番	ST-0218C	¥8,500
長袖3L	品番	ST-0218D	¥9,000
半袖M	品番	ST-0219A	¥8,000
半袖L	品番	ST-0219B	¥8,000
半袖LL	品番	ST-0219C	¥8,000
半袖3L	品番	ST-0219D	¥8,500



	肩幅	胸回り	着丈	半袖	長袖
M	45	108	70	26	57
L	47	112	74	28	58
LL	49	116	78	30	59
3L	51	120	78	30	59

(cm)

鍼灸ワンピース

品番 ST-0445 ¥5,300

- 前、肩、脇、後ろが開きますので様々な個所の施術を行う際にストレスがありません。
- 多くの施術が行われる背面の開きはファスナー式になっており、スピーディーな開閉が可能で施術の流れを妨げません。また着用する際に後ろがはずれることがありませんので安心感があります。
- M：ピンクのみ
- L：ブルーのみ
- （ナガイレーベン）

	着丈	袖丈(桁丈)	バスト	袖口
M	105	29.5 (37.5)	120	21.5
L	110	35 (44)	140	22



●簡単に開閉できる前方ファスナー



●着脱がやさしいマジックテープ式



鍼灸上衣

品番 ST-0446 ¥4,400

- 前、肩、脇、後ろが開きますので様々な個所の施術を行う際にストレスがありません。
- 多くの施術が行われる背面の開きはファスナー式になっており、スピーディーな開閉が可能で施術の流れを妨げません。また着用する際に後ろがはずれることがありませんので安心感があります。
- M：ピンクのみ
- L：ブルーのみ
- （ナガイレーベン）

	着丈	袖丈(桁丈)	バスト	袖口
M	70	29.5 (37.5)	120	21.5
L	75	35 (44)	140	22

鍼灸パンツ

品番 ST-0447 ¥2,400

- 脇が開きますので臀部付近の施術に便利です。
- ウエストが総ゴムですので履きやすくリラックスできます。
- M：ピンクのみ
- L：ブルーのみ
- （ナガイレーベン）

	ウエスト	ヒップ	股下
M	65	120	18.5
L	75	130	19.5



2WAY (ツーウェイ) 患者衣

品番 ST-0431 ¥3,450


- 上着の前面はファスナー式 ●上着の背面はマジックテープ式
- パンツはゴムタイプ ●上着/パンツ分離型
- 素材：ポリエステル80%、綿20%
- 前面ファスナー長：36cm
- 背面マジックテープ：全開閉
- サイズ：フリーサイズ、3L：¥3,800
- 色：ライラック、サーモンピンク、アイスグリーン、ダークブラウン



ソフトステップ

シングル 品番 SS-0443A ¥12,000
 ダブル 品番 SS-0443B ¥23,000

- 【サイズ】 シングル：幅37×奥行29×高さ24cm、
 ダブル：幅37×奥行60×高さ41cm
- 【重量】 シングル：3.4kg、ダブル：6.7kg
- 【素材】 スチールパイプ、ビニールレザー



フットケアツール

①1段 品番 SS-0446A ¥25,800
 ②2段 品番 SS-0446B ¥29,800

- サイズ：①W390×D350×H320mm
 ②W390×D350×H445mm
- 重量：①4.5kg ②5.5kg
- 耐荷重：80kg
- 材質：フレーム=スチール、マット=ウレタンフォーム、
 ●張地=ビニールレザー



フットケアワゴン

品番 SS-0445 ¥31,000

- 足のせマット2コ付きで高さ3段階調節
- 下段にはフットバスやフットマッサージャーなどを設置できます。
- サイズ：W490×D400×H500mm
- 重量：7.5k
- 耐荷重：約10kg
- 材質：フレーム=スチール（粉体塗装）、棚板=ABS、
 ●マット=ウレタンフォーム、
 ●張地=合成皮革
- 付属品：足のせマット×2コ



足のせマットは自由にレイアウトできます。

クランケチェアー・SA

品番 ST-0104 ¥9,000

- ビニールレザー張り ピンク・ブルー・グリーン・ブラック・グレー
- φ32×座H45~55cm キャスター付き



クランケチェアー・BL（上下ガス式）

品番 ST-0425 ¥22,800

- φ32×座H44~61cm



クランケチェアー・SB

品番 ST-0105

¥7,200

- ビニールレザー張り
- ピンク・ブルー・グリーン・ブラック・グレー
- φ32×座H40~50cm



マルチチェアー

- キャスター付き

品番	ST-0448A	¥27,000
----	----------	---------
- アジャスター付き

品番	ST-0448B	¥27,000
----	----------	---------

- 軽量で耐食性が良く清潔感を演出できるアルミ製4脚ベースを採用。
- 簡単なレバー操作で高さ調節できるガスシリンダー式昇降機能付き。
- 直径5cmの双輪キャスター&樹脂製アジャスター。360°回転式座面。
- サイズ
- キャスター付き 座面直径：36cm、座高：46~57cm
- アジャスター付き 座面直径：36cm、座高：41~52cm
- クッション厚：6cm ●重量：約5kg



PTツール

- キャスター付き

品番	ST-0449A	¥32,000
----	----------	---------
- アジャスター付き

品番	ST-0449B	¥32,000
----	----------	---------

- 高さ調節がどの位置からでも自由に行えるリング状レバーを採用。
- 施術やリハビリの邪魔にならないコンパクト設計の5脚ベースを採用。
- 直径4cmの双輪キャスター&樹脂製アジャスター。360°回転式座面。
- サイズ
- キャスター付き 座面直径：36cm、座高：40~48cm
- アジャスター付き 座面直径：36cm、座高：36~44cm
- クッション厚：4cm ●重量：約5.8kg



サドルチェアー [a]
(キャスター付き)

- 品番 SS-0432A ¥27,000

サドルチェアー [b]
(アジャスター付き)

- 品番 SS-0432B ¥27,000

- 360°旋回座面。アルミ製4脚ベース。
- ガスシリンダー式高さ調節機能付き。
- [a] 座幅：9/30cm 奥行：28cm 座高：45~56cm
- [b] 座幅：9/30cm 奥行：28cm 座高：40~51cm



背R形状で背部の曲面と座面奥行幅がスムーズに座ったり立ったり出来る設計になっています。

YS-140長椅子 (背付)

- 180型

品番	ST-0322A	¥101,500
----	----------	----------
- 150型

品番	ST-0322B	¥98,000
----	----------	---------
- 120型

品番	ST-0322C	¥88,000
----	----------	---------

- 181×53×H86cm 座高 (SH) 38.5・45・50cm指定
- カラー：ブラック、ダークブラウン、ライトブラウン、ピンク、ブルー、ライトグリーン ●脚：角パイプメッキ脚 ●材質：レザー

YS-140長椅子 (背なし)

- 180型

品番	ST-0323A	¥54,000
----	----------	---------
- 150型

品番	ST-0323B	¥49,000
----	----------	---------

- 180×47×H50cm
- カラー：ブラック、ダークブラウン、ライトブラウン、ピンク、ブルー、ライトグリーン
- 脚：角パイプメッキ脚
- 材質：レザー



長椅子129型 (背付き)

180型 品番 ST-0324A ¥74,500
 150型 品番 ST-0324B ¥66,500

180型/W180×L60×H64cm 座高 (SH) 38.5cm
 150型/W150×L60×H64cm 座高 (SH) 38.5cm
 ●脚:角パイプメッキ脚
 ●材質:レザー



長椅子129型 (背無し)

180型 品番 ST-0324C ¥55,000
 150型 品番 ST-0324D ¥48,000

180型/W180×L47×H38.5cm
 150型/W150×L47×H38.5cm
 ●脚:角パイプメッキ脚
 ●材質:レザー



長椅子130型 (背付き)

180型 品番 ST-0325A ¥51,600
 150型 品番 ST-0325B ¥46,800

180型/W181×L53×H73.5cm 座高 (SH) 42cm
 150型/W151×L53×H73.5cm 座高 (SH) 42cm
 ●脚:角パイプ塗装脚
 ●材質:レザー



長椅子131型 (背無し)

180型 品番 ST-0325C ¥40,000
 150型 品番 ST-0325D ¥34,000

80型/W181×L48×H42cm
 150型/W151×L48×H42cm
 ●脚:角パイプ塗装脚
 ●材質:レザー




長椅子SR・背付き

品番 ST-0326A ¥110,000

■座面と背もたれの丸みが質の高い座り心地をもたらす快適構造。
 ■シームライン縫製無し。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	座幅43 (全幅63)		座幅48 (全幅68)	
長さ	150	160	170	180
高さ	座高38 (全高65)		座高43 (全高70)	



長椅子SR・背無し

品番 ST-0326B ¥70,000

■心地よい"まるみ"が圧迫感を解放させ健康パワーを広げます。
 ■立ち座りの負担を軽減させる座高43cm設計。シームライン縫製無し。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	45					
長さ	120	130	140	150	160	180
高さ	43					



長椅子・背付き (ミニ)

品番 ST-0327A ¥80,000

- 長椅子の主力モデル。疲れた身体をしっかりサポートする背もたれ。
- シームライン縫製無し。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm]

幅	座幅40 (全幅58)				座幅45 (全幅63)		
長さ	50	60	70	80	90	100	110
高さ	座高38 (全高73)				座高44 (全高78)		



長椅子・背無し (ミニ)

品番 ST-0327B ¥55,000

- みなさまに愛され続けるシンプルなロングセラーモデル。
- シームライン縫製無し。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm]

幅	45						
長さ	50	60	70	80	90	100	110
高さ	40						

脱衣カゴ

品番 SS-0213 ¥1,400

色: ブルー・ホワイト

●W48×D35×H16cm



脱衣カゴ・PU

品番 SS-0220 ¥5,700

キャスター付き

●W48×D35×H24cm



脱衣カゴ・PC

品番 SS-0215 ¥6,500

キャスター付

●W45×D36×H61cm




脱衣カゴ・PX

品番 SS-0214 ¥5,700

脚ゴム付

●W45×D36×H56cm




脱衣カゴ・WD

品番 SS-0217 ¥14,200

キャスター付

●W48×D38.5×H79.5cm



スタンダードスクリーン

①90×40×160cm	品番	ST-0432A	¥13,800
②90×40×180cm	品番	ST-0432B	¥14,800
③160用交換布	品番	ST-0432C	¥4,600
④180用交換布	品番	ST-0432D	¥4,800

●材質：フレーム／スチールパイプ（粉体塗装）、布／ポリエステル100%

●色：ピンク、ブルー、グリーン、クリーム

●重量：① ②5kg



らくらく移動
ストップ付キャスターで移動・設置もラクラク。

省スペース収納！
脚を折りたたみためばコンパクトに収納。



交換布



ジョイントスクリーン 幅45cmタイプ

160cm	1連	品番	ST-0433A	¥12,000
160cm	2連	品番	ST-0433B	¥24,000
160cm	3連	品番	ST-0433C	¥36,000
160cm	4連	品番	ST-0433D	¥48,000
180cm	1連	品番	ST-0433E	¥12,500
180cm	2連	品番	ST-0433F	¥25,000
180cm	3連	品番	ST-0433G	¥37,500
180cm	4連	品番	ST-0433H	¥50,000

ジョイントスクリーン 幅60cmタイプ

160cm	1連	品番	ST-0434A	¥12,500
160cm	2連	品番	ST-0434B	¥25,000
160cm	3連	品番	ST-0434C	¥37,500
180cm	1連	品番	ST-0434D	¥13,000
180cm	2連	品番	ST-0434E	¥26,000
180cm	3連	品番	ST-0434F	¥39,000

ジョイントスクリーン交換布

45×160cm	品番	ST-0435A	¥4,200
45×180cm	品番	ST-0435B	¥4,400
60×160cm	品番	ST-0435C	¥4,400
60×180cm	品番	ST-0435D	¥4,600

●色：ピンク、ブルー、グリーン、クリーム



●広さ・用途に合わせて組み合わせて使用できる連結タイプのスクリーン

●ジョイントスクリーン同士だけでなく、スタンダードスクリーンと組み合わせて使用することもできます。

●重量：3.9/4.2kg（1連あたり）

●材質：フレーム／スチールパイプ（粉体塗装）、布／ポリエステル100%

●色：ピンク、ブルー、グリーン、クリーム



ジョイント 2個組

品番 ST-0436 ¥220

●材質：プラスチック

※ジョイントはエキスパンダースクリーンの連結にも使用できますが、構造上連結部分に数ミリの隙間ができます。



エキスパンダースクリーン ピンク

品番 ST-0437A ¥22,000

エキスパンダースクリーン ブルー

品番 ST-0437B ¥22,000

エキスパンダースクリーン グリーン

品番 ST-0437C ¥22,000

エキスパンダースクリーン クリーム

品番 ST-0437D ¥22,000

- 重量: 5kg
- 材質: フレーム/スチールパイプ (粉体塗装)、布/ポリエステル100%
- 90×125.5~187cm

エキスパンダースクリーン交換布 ピンク

品番 ST-0438A ¥6,500

エキスパンダースクリーン交換布 ブルー

品番 ST-0438B ¥6,500

エキスパンダースクリーン交換布 グリーン

品番 ST-0438C ¥6,500

エキスパンダースクリーン交換布 クリーム

品番 ST-0438D ¥6,500

- 材質: 布/ポリエステル100%
- 90×125.5~187cm



5<5移動
ストッパー付キャスターで移動・設置もラクラク。



省スペース収納!
縮めて脚を折りたたみためばコンパクトに収納。




伸縮自在!
サイドハンドルを緩めて、好きな高さに調整可能。

吊り下げ表示板 (両面式)

品番 SS-0401 ¥1,700

- 吸着板付き
- 縦30×横9cm



正面付け表示板

品番 SS-0409 ¥1,200

裏面接着テープ付き 白黒 縦5×横15cm

3	院長室	47	診察室	74	女子用	101	治療室
9	受付	48	診療室	77	洗面所	108	出入口
14	御手洗	54	事務室	86	男子更衣室	110	特別室
25	休憩室	55	女子更衣室	87	男子便所	112	TOILET
30	喫煙所	56	女子便所	89	W C	122	非常ベル
34	化粧室	65	消毒室	96	脱衣室	124	物療室
38	更衣室	67	シャワー室	97	男子用	131	待合室

抗菌レザー調スリッパ
ブラウン

品番 SS-0350A

¥5,000

ブルー

品番 SS-0350B

¥5,000

グリーン

品番 SS-0350C

¥5,000

(6足)

※名入れの場合の発注単位30足、以後10足単位。また、別途名入れ代がかかります。

抗菌レザー調スリッパ
(前開き)
ブラウン

品番 SS-0351A

¥5,000

グリーン

品番 SS-0351B

¥5,000

ブルー

品番 SS-0351C

¥5,000

(6足)

※名入れの場合の発注単位30足、以後10足単位。また、別途名入れ代がかかります。



クリーンボックススリム

① アイボリー

品番 SS-0447A ¥148,000

② ピンク

品番 SS-0447B ¥148,000

③ ブルー

品番 SS-0447C ¥148,000

④ グリーン

品番 SS-0447D ¥148,000



アイボリー

ピンク

ブルー

グリーン



- タイマー制御で経済的に殺菌保管
- 電源ONで照射を開始し、15分で自動的にOFFになります。
- 扉開閉時にも自動的に照射を開始します。
- 【サイズ】幅32×奥行36×110cm
- 【材質】スチール

殺菌目安
スリッパ8足殺菌ランプ
10W×2灯

ミニキャビ HC-6

品番 SS-0306 ¥34,000

おしぼり=25~30本入

- 庫内温度：標準温度70℃~80℃
- 外形寸法：W300×D307×H230mm
- 質量：4kg



ホットキャビ HC-10F (前扉)

品番 SS-0417A ¥38,000

ホットキャビ HC-10S (横扉)

品番 SS-0417B ¥38,000

おしぼり45~54本入

- 電圧：消費電力/100V-120W
- 庫内温度：標準温度70~80℃
- 温度調節：パイメタル式サーモスタット
- 外形寸法：幅350×奥行275×高さ290mm
- 重量：5.5kg



ホットキャビ HC-18F (前扉)

品番 SS-0418A ¥43,000

ホットキャビ HC-18S (横扉)

品番 SS-0418B ¥43,000

おしぼり80~96本入

- 電圧：消費電力/100V-180W
- 庫内温度：標準温度70~80℃
- 温度調節：パイメタル式サーモスタット
- 外形寸法：幅450×奥行275×高さ355mm
- 重量：6.5kg



HC-10uve

品番 SS-0419 ¥44,000

(殺菌灯付) おしぼり45~54本入

間口を広く奥行を浅くした薄型タイプ。庫内ボックスに抗菌性、耐久性に、優れたステンレスを採用。用途に合わせて、庫内温度の設定をL (70℃) H (80℃) の2段階に切り替えて使用することができます。

- 電圧：消費電力/100V-120W
- 温度調節：電子サーモスタット
- 外形寸法：幅350×奥行275×高さ290mm
- 重量：6kg



アロマチップ

(タオル蒸し器用芳香剤)

品番 SS-0432

¥3,000

- 1箱30個入
- 香りの種類
レモン
ジャスミン
森のかおり
- 使い方
封を切って庫内にいれてください。



タオルポット TP-35W (ホワイト)

品番 SS-0433A ¥44,000

タオルポット TP-35B (ブラック)

品番 SS-0433B ¥44,000

- 電源：単相100V (50/60Hz)
- 消費電力：205W
- 外形寸法：330W×260D×251H
- 内形寸法：260W×171D×145H
- おしぼり数：約35本 (内容量6?)
- 内カゴ：1コ
- 重量：4.8kg

