


スチールカルテ棚一列16段 A4-116

品番 SS-0226A ¥34,000

(A4サイズ)

●W27.7×D35×H70cm



スチールカルテ棚二列10段 A4-210

品番 SS-0227A ¥53,000

(A4サイズ)

●W55.4×D35×H88cm




スチールカルテ棚三列10段 A4-310

品番 SS-0228A ¥72,300

(A4サイズ)


●W83×D35×H88cm



最新針灸カルテ (B5・A4 指定)

品番 SS-0104 ¥750


●100枚1組



針灸カルテ (B5・A4 指定)

品番 SS-0101 ¥750


●100枚1組



良導絡カルテ (両面) (B5のみ)

品番 SS-0103 ¥1,300


●(100枚)



治療日誌 (B5・A4 指定)

品番 SS-0102 ¥750


●100枚1組



臨床カルテ (B5・A4 指定)

品番 SS-0105 ¥750


●100枚1組



予診・診療カルテ (B5・A4 指定)

品番 SS-0106 ¥750

●100枚1組



上下肢台

品番 SS-0415  
¥15,000



静注台 YS-734

品番 SS-0425  
¥15,000

●寸法：240×150×H670-970mm



ホールド上下肢台

品番 SS-0442 ¥38,000

- 20°間隔の7段階角度調節機能付き大型肢台用クッションを採用。
- 2.5cm間隔の17段階調節が可能な安全ストッパー式の高さ調節機能。
- 床面をキズから守り隙間の微調整が可能な専用アジャスター付き。
- 高さの調節範囲：72cm～112cm
- 肢台角度の調節範囲：-60°～60°
- クッションサイズ／幅：16cm 奥行：38cm 高さ：4/7cm 重量：約7kg



アトムベンチ (小)

品番 SS-0430A ¥40,000

- アジャスター付き4脚ベース。
- (小) 高さ：35～42cm



アトムベンチ (中)

品番 SS-0430B ¥40,000

- アジャスター付き4脚ベース。
- (中) 高さ：48～68cm



アトムベンチ (大)

品番 SS-0430C ¥40,000

- アジャスター付き4脚ベース。
- (大) 高さ：58～88cm



耐荷重100kgロックのアトムシャフト2本構造。

アトム [a]

(小) 品番 SS-0429A ¥28,000

アトム [b]

(中) 品番 SS-0429B ¥28,000

アトム [c]

(大) 品番 SS-0429C ¥28,000

- プレス式無段階高さ調節機能付き。耐荷重100kg。
  - (小) 高さ：37～44cm
  - (中) 高さ：50～70cm
  - (大) 高さ：60～90cm
  - クッションサイズ／幅：15cm 奥行：24cm 高さ：5/7cm
- ※肢台用クッションはフラット面とアール面が使えます。



男子横掛半袖 HO-1962

品番 ST-0441 ¥7,600

衿と袖に施された細いネイビーのコードバイピングはきちんと感があり、信頼感が得られます。

●Tネイビー



|    | 着丈 | バスト | 肩巾 | 半袖 |
|----|----|-----|----|----|
| S  | 72 | 104 | 44 | 24 |
| M  | 74 | 108 | 46 | 25 |
| L  | 77 | 112 | 48 | 26 |
| LL | 80 | 118 | 50 | 27 |
| BL | 78 | 130 | 52 | 27 |

(ナガイレーベン) (cm)

女子上衣 FT-4482

品番 ST-0442 ¥7,600

シャープなスタンドカラーにネイビーのラインを入れ、よりプロフェッショナルな雰囲気です。身頃の縦に走る切り替えラインが体をスリムに見せます。右脇にPHSポケットと鍵などを掛けられるループが付いています。

●Tネイビー



|    | 着丈 | バスト | 肩巾 | 半袖 |
|----|----|-----|----|----|
| S  | 66 | 90  | 35 | 21 |
| M  | 68 | 94  | 36 | 22 |
| L  | 70 | 98  | 37 | 23 |
| LL | 70 | 104 | 39 | 23 |
| EL | 70 | 110 | 41 | 23 |

(ナガイレーベン) (cm)

男女兼用上衣半袖 RF-5032 (スクラブ)

品番 ST-0443 ¥5,700

左胸 (PHSポケット付き)、両脇ポケット。着心地の良い伸縮性と接触冷感機能を併せ持つ、より作業性のある素材を採用。ご利用者さんにハッキリと目立ちやすい濃色で、温もりのある院内環境色にも適合しやすいカラーリングです。ポロシャツ着用感覚のある専門性の高いスクラブデザインです。

|    | 着丈 | バスト | 肩巾 | 半袖 |
|----|----|-----|----|----|
| SS | 64 | 90  | 36 | 21 |
| S  | 65 | 94  | 38 | 21 |
| M  | 70 | 101 | 41 | 22 |
| L  | 75 | 108 | 45 | 23 |
| LL | 78 | 114 | 48 | 24 |
| BL | 78 | 124 | 50 | 24 |

(cm)



ネイビー

ネイビー・バーガンディ・チャコール・ライトブルー・コーラルピンク  
ポリエステル95% ナイロン5%  
(制電糸入り) 吸水・防汚効果

SEKA 制菌加工 ⚡ 制電性繊維

男女兼用横掛 RF-5042

品番 ST-0444 ¥5,700

左胸 (PHSポケット付き)、両脇ポケット。より動きを要する日常業務において、動きやすいストレッチ性と涼感機能を持った素材を活用し、ポロシャツ感覚で着用できる専門性の高いKCタイプのデザインです。また、ベースカラーの濃色はご利用者さんにとって標識性を高めるとともに、温もりのある環境色にとってもなじむカラーリングです。

|    | 着丈 | バスト | 肩巾 | 半袖 |
|----|----|-----|----|----|
| SS | 64 | 90  | 36 | 21 |
| S  | 65 | 94  | 38 | 21 |
| M  | 70 | 101 | 41 | 22 |
| L  | 75 | 108 | 45 | 23 |
| LL | 78 | 114 | 48 | 24 |
| BL | 78 | 124 | 50 | 24 |

(cm)

ネイビー・バーガンディ  
ポリエステル95% ナイロン5%  
(制電糸入り) 吸水・防汚効果

SEKA 制菌加工 ⚡ 制電性繊維

(ナガイレーベン)



バーガンディ



ライトブルー



ネイビー



バーガンディ

DC白衣

通気性が良く伸縮性のあるニットで、作られていますので活動的な動きにも対応しています。

素材・材質 ポリエステル100%ニット素材

|      |    |          |        |
|------|----|----------|--------|
| 長袖M  | 品番 | ST-0218A | ¥8,500 |
| 長袖L  | 品番 | ST-0218B | ¥8,500 |
| 長袖LL | 品番 | ST-0218C | ¥8,500 |
| 長袖3L | 品番 | ST-0218D | ¥9,000 |
| 半袖M  | 品番 | ST-0219A | ¥8,000 |
| 半袖L  | 品番 | ST-0219B | ¥8,000 |
| 半袖LL | 品番 | ST-0219C | ¥8,000 |
| 半袖3L | 品番 | ST-0219D | ¥8,500 |



|    | 肩幅 | 胸回り | 着丈 | 半袖 | 長袖 |
|----|----|-----|----|----|----|
| M  | 45 | 108 | 70 | 26 | 57 |
| L  | 47 | 112 | 74 | 28 | 58 |
| LL | 49 | 116 | 78 | 30 | 59 |
| 3L | 51 | 120 | 78 | 30 | 59 |

(cm)

鍼灸ワンピース

品番 ST-0445 ¥5,300

- 前、肩、脇、後ろが開きますので様々な個所の施術を行う際にストレスがありません。
- 多くの施術が行われる背面の開きはファスナー式になっており、スピーディーな開閉が可能で施術の流れを妨げません。また着用する際に後ろがはずれることがありませんので安心感があります。
- M：ピンクのみ
- L：ブルーのみ
- （ナガイレーベン）

|   | 着丈  | 袖丈(桁丈)      | バスト | 袖口   |
|---|-----|-------------|-----|------|
| M | 105 | 29.5 (37.5) | 120 | 21.5 |
| L | 110 | 35 (44)     | 140 | 22   |



鍼灸上衣

品番 ST-0446 ¥4,400

- 前、肩、脇、後ろが開きますので様々な個所の施術を行う際にストレスがありません。
- 多くの施術が行われる背面の開きはファスナー式になっており、スピーディーな開閉が可能で施術の流れを妨げません。また着用する際に後ろがはずれることがありませんので安心感があります。
- M：ピンクのみ
- L：ブルーのみ
- （ナガイレーベン）

|   | 着丈 | 袖丈(桁丈)      | バスト | 袖口   |
|---|----|-------------|-----|------|
| M | 70 | 29.5 (37.5) | 120 | 21.5 |
| L | 75 | 35 (44)     | 140 | 22   |

鍼灸パンツ

品番 ST-0447 ¥2,400

- 脇が開きますので臀部付近の施術に便利です。
- ウエストが総ゴムですので履きやすくリラックスできます。
- M：ピンクのみ
- L：ブルーのみ
- （ナガイレーベン）


|   | ウエスト | ヒップ | 股下   |
|---|------|-----|------|
| M | 65   | 120 | 18.5 |
| L | 75   | 130 | 19.5 |



2WAY (ツーウェイ) 患者衣

品番 ST-0431 ¥3,450

- 上着の前面はファスナー式 ●上着の背面はマジックテープ式
- パンツはゴムタイプ ●上着/パンツ分離型
- 素材：ポリエステル80%、綿20%
- 前面ファスナー長：36cm
- 背面マジックテープ：全開閉
- サイズ：フリーサイズ、3L：¥3,800
- 色：ライラック、サーモンピンク、アイスグリーン、ダークブラウン





ソフトステップ

シングル 品番 SS-0443A ¥12,000

ダブル 品番 SS-0443B ¥23,000

- 【サイズ】 シングル：幅37×奥行29×高さ24cm、  
ダブル：幅37×奥行60×高さ41cm
- 【重量】 シングル：3.4kg、ダブル：6.7kg
- 【素材】 スチールパイプ、ビニールレザー



フットケアツール

①1段 品番 SS-0446A ¥25,800

②2段 品番 SS-0446B ¥29,800

- サイズ：①W390×D350×H320mm  
②W390×D350×H445mm
- 重量：①4.5kg ②5.5kg
- 耐荷重：80kg
- 材質：フレーム=スチール、マット=ウレタンフォーム、  
●張地=ビニールレザー



フットケアワゴン

品番 SS-0445 ¥31,000

- 足のせマット2コ付きで高さ3段階調節
- 下段にはフットバスやフットマッサージャーなどを設置できます。
- サイズ：W490×D400×H500mm
- 重量：7.5k
- 耐荷重：約10kg
- 材質：フレーム=スチール（粉体塗装）、棚板=ABS、  
●マット=ウレタンフォーム、  
●張地=合成皮革
- 付属品：足のせマット×2コ



足のせマットは自由にレイアウトできます。

クランケチェアー・SA

品番 ST-0104 ¥9,000

- ビニールレザー張り ピンク・ブルー・グリーン・ブラック・グレー
- φ32×座H45~55cm キャスター付き



クランケチェアー・BL（上下ガス式）

品番 ST-0425 ¥22,800

- φ32×座H44~61cm



クランケチェアー・SB

品番 ST-0105

¥7,200

- ビニールレザー張り
- ピンク・ブルー・グリーン・ブラック・グレー
- φ32×座H40~50cm



マルチチェアー

- キャスター付き 

|    |          |         |
|----|----------|---------|
| 品番 | ST-0448A | ¥27,000 |
|----|----------|---------|
- アジャスター付き 

|    |          |         |
|----|----------|---------|
| 品番 | ST-0448B | ¥27,000 |
|----|----------|---------|

- 軽量で耐食性が良く清潔感を演出できるアルミ製4本脚ベースを採用。
- 簡単なレバー操作で高さ調節できるガスシリンダー式昇降機能付き。
- 直径5cmの双輪キャスター&樹脂製アジャスター。360°回転式座面。
- サイズ
- キャスター付き 座面直径：36cm、座高：46~57cm
- アジャスター付き 座面直径：36cm、座高：41~52cm
- クッション厚：6cm ●重量：約5kg



PTツール

- キャスター付き 

|    |          |         |
|----|----------|---------|
| 品番 | ST-0449A | ¥32,000 |
|----|----------|---------|
- アジャスター付き 

|    |          |         |
|----|----------|---------|
| 品番 | ST-0449B | ¥32,000 |
|----|----------|---------|

- 高さ調節がどの位置からでも自由に行えるリング状レバーを採用。
- 施術やリハビリの邪魔にならないコンパクト設計の5脚ベースを採用。
- 直径4cmの双輪キャスター&樹脂製アジャスター。360°回転式座面。
- サイズ
- キャスター付き 座面直径：36cm、座高：40~48cm
- アジャスター付き 座面直径：36cm、座高：36~44cm
- クッション厚：4cm ●重量：約5.8kg



サドルチェアー [a]  
(キャスター付き)

- |    |          |         |
|----|----------|---------|
| 品番 | SS-0432A | ¥27,000 |
|----|----------|---------|

サドルチェアー [b]  
(アジャスター付き)

- |    |          |         |
|----|----------|---------|
| 品番 | SS-0432B | ¥27,000 |
|----|----------|---------|

- 360°旋回座面。アルミ製4脚ベース。
- ガスシリンダー式高さ調節機能付き。
- [a] 座幅：9/30cm 奥行：28cm 座高：45~56cm
- [b] 座幅：9/30cm 奥行：28cm 座高：40~51cm



背R形状で背部の曲面と座面奥行幅がスムーズに座ったり立ったり出来る設計になっています。

YS-140長椅子 (背付)

- 180型 

|    |          |          |
|----|----------|----------|
| 品番 | ST-0322A | ¥101,500 |
|----|----------|----------|
- 150型 

|    |          |         |
|----|----------|---------|
| 品番 | ST-0322B | ¥98,000 |
|----|----------|---------|
- 120型 

|    |          |         |
|----|----------|---------|
| 品番 | ST-0322C | ¥88,000 |
|----|----------|---------|

- 181×53×H86cm 座高 (SH) 38.5・45・50cm指定
- カラー：ブラック、ダークブラウン、ライトブラウン、ピンク、ブルー、ライトグリーン ●脚：角パイプメッキ脚 ●材質：レザー

YS-140長椅子 (背なし)

- 180型 

|    |          |         |
|----|----------|---------|
| 品番 | ST-0323A | ¥54,000 |
|----|----------|---------|
- 150型 

|    |          |         |
|----|----------|---------|
| 品番 | ST-0323B | ¥49,000 |
|----|----------|---------|

- 180×47×H50cm
- カラー：ブラック、ダークブラウン、ライトブラウン、ピンク、ブルー、ライトグリーン
- 脚：角パイプメッキ脚
- 材質：レザー



長椅子129型 (背付き)

180型 品番 ST-0324A ¥74,500  
 150型 品番 ST-0324B ¥66,500

180型/W180×L60×H64cm 座高 (SH) 38.5cm  
 150型/W150×L60×H64cm 座高 (SH) 38.5cm  
 ●脚:角パイプメッキ脚  
 ●材質:レザー



長椅子129型 (背無し)

180型 品番 ST-0324C ¥55,000  
 150型 品番 ST-0324D ¥48,000

180型/W180×L47×H38.5cm  
 150型/W150×L47×H38.5cm  
 ●脚:角パイプメッキ脚  
 ●材質:レザー



長椅子130型 (背付き)

180型 品番 ST-0325A ¥51,600  
 150型 品番 ST-0325B ¥46,800

180型/W181×L53×H73.5cm 座高 (SH) 42cm  
 150型/W151×L53×H73.5cm 座高 (SH) 42cm  
 ●脚:角パイプ塗装脚  
 ●材質:レザー



長椅子131型 (背無し)

180型 品番 ST-0325C ¥40,000  
 150型 品番 ST-0325D ¥34,000

80型/W181×L48×H42cm  
 150型/W151×L48×H42cm  
 ●脚:角パイプ塗装脚  
 ●材質:レザー




長椅子SR・背付き

品番 ST-0326A ¥110,000

■座面と背もたれの丸みが質の高い座り心地をもたらす快適構造。  
 ■シームライン縫製無し。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm]

|    |             |     |             |     |
|----|-------------|-----|-------------|-----|
| 幅  | 座幅43 (全幅63) |     | 座幅48 (全幅68) |     |
| 長さ | 150         | 160 | 170         | 180 |
| 高さ | 座高38 (全高65) |     | 座高43 (全高70) |     |



長椅子SR・背無し

品番 ST-0326B ¥70,000

■心地よい"まるみ"が圧迫感を解放させ健康パワーを広げます。  
 ■立ち座りの負担を軽減させる座高43cm設計。シームライン縫製無し。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm]

|    |     |     |     |     |     |     |     |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 幅  | 45  |     |     |     |     |     |     |
| 長さ | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| 高さ | 43  |     |     |     |     |     |     |



長椅子・背付き (ミニ)

品番 ST-0327A ¥80,000

- 長椅子の主力モデル。疲れた身体をしっかりサポートする背もたれ。
- シームライン縫製無し。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm]

|    |             |    |    |    |             |     |     |
|----|-------------|----|----|----|-------------|-----|-----|
| 幅  | 座幅40 (全幅58) |    |    |    | 座幅45 (全幅63) |     |     |
| 長さ | 50          | 60 | 70 | 80 | 90          | 100 | 110 |
| 高さ | 座高38 (全高73) |    |    |    | 座高44 (全高78) |     |     |



長椅子・背無し (ミニ)

品番 ST-0327B ¥55,000

- みなさまに愛され続けるシンプルなロングセラーモデル。
- シームライン縫製無し。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm]

|    |    |    |    |    |    |     |     |
|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| 幅  | 45 |    |    |    |    |     |     |
| 長さ | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| 高さ | 40 |    |    |    |    |     |     |

脱衣カゴ

品番 SS-0213 ¥1,400

色: ブルー・ホワイト

●W48×D35×H16cm



脱衣カゴ・PU

品番 SS-0220 ¥5,700

キャスター付き

●W48×D35×H24cm



脱衣カゴ・PC

品番 SS-0215 ¥6,500

キャスター付

●W45×D36×H61cm



脱衣カゴ・PX

品番 SS-0214 ¥5,700

脚ゴム付

●W45×D36×H56cm




脱衣カゴ・WD

品番 SS-0217 ¥14,200

キャスター付

●W48×D38.5×H79.5cm





## スタンダードスクリーン

|              |    |          |         |
|--------------|----|----------|---------|
| ①90×40×160cm | 品番 | ST-0432A | ¥13,800 |
| ②90×40×180cm | 品番 | ST-0432B | ¥14,800 |
| ③160用交換布     | 品番 | ST-0432C | ¥4,600  |
| ④180用交換布     | 品番 | ST-0432D | ¥4,800  |

●材質：フレーム／スチールパイプ（粉体塗装）、布／ポリエステル100%

●色：ピンク、ブルー、グリーン、クリーム

●重量：①②5kg



らくらく移動  
ストッパー付キャスターで移動・設置もラクラク。

省スペース収納！  
脚を折りたたみためコンパクトに収納。




交換布




## ジョイントスクリーン 幅45cmタイプ

|       |    |    |          |         |
|-------|----|----|----------|---------|
| 160cm | 1連 | 品番 | ST-0433A | ¥12,000 |
| 160cm | 2連 | 品番 | ST-0433B | ¥24,000 |
| 160cm | 3連 | 品番 | ST-0433C | ¥36,000 |
| 160cm | 4連 | 品番 | ST-0433D | ¥48,000 |
| 180cm | 1連 | 品番 | ST-0433E | ¥12,500 |
| 180cm | 2連 | 品番 | ST-0433F | ¥25,000 |
| 180cm | 3連 | 品番 | ST-0433G | ¥37,500 |
| 180cm | 4連 | 品番 | ST-0433H | ¥50,000 |



## ジョイントスクリーン 幅60cmタイプ

|       |    |    |          |         |
|-------|----|----|----------|---------|
| 160cm | 1連 | 品番 | ST-0434A | ¥12,500 |
| 160cm | 2連 | 品番 | ST-0434B | ¥25,000 |
| 160cm | 3連 | 品番 | ST-0434C | ¥37,500 |
| 180cm | 1連 | 品番 | ST-0434D | ¥13,000 |
| 180cm | 2連 | 品番 | ST-0434E | ¥26,000 |
| 180cm | 3連 | 品番 | ST-0434F | ¥39,000 |



## ジョイントスクリーン交換布

|          |    |          |        |
|----------|----|----------|--------|
| 45×160cm | 品番 | ST-0435A | ¥4,200 |
| 45×180cm | 品番 | ST-0435B | ¥4,400 |
| 60×160cm | 品番 | ST-0435C | ¥4,400 |
| 60×180cm | 品番 | ST-0435D | ¥4,600 |

●色：ピンク、ブルー、グリーン、クリーム

●広さ・用途に合わせて組み合わせて使用できる連結タイプのスクリーン

●ジョイントスクリーン同士だけでなく、スタンダードスクリーンと組み合わせて使用することもできます。

●重量：3.9/4.2kg（1連あたり）

●材質：フレーム／スチールパイプ（粉体塗装）、布／ポリエステル100%

●色：ピンク、ブルー、グリーン、クリーム

## ジョイント 2個組

品番 ST-0436 ¥220

●材質：プラスチック

※ジョイントはエキスパンダースクリーンの連結にも使用できますが、構造上連結部分に数ミリの隙間ができます。



エキスパンダースクリーン ピンク

品番 ST-0437A ¥22,000

エキスパンダースクリーン ブルー

品番 ST-0437B ¥22,000

エキスパンダースクリーン グリーン

品番 ST-0437C ¥22,000

エキスパンダースクリーン クリーム

品番 ST-0437D ¥22,000

- 重量: 5kg
- 材質: フレーム/スチールパイプ (粉体塗装)、布/ポリエステル100%
- 90×125.5~187cm

エキスパンダースクリーン交換布 ピンク

品番 ST-0438A ¥6,500

エキスパンダースクリーン交換布 ブルー

品番 ST-0438B ¥6,500


エキスパンダースクリーン交換布 グリーン

品番 ST-0438C ¥6,500

エキスパンダースクリーン交換布 クリーム

品番 ST-0438D ¥6,500


- 材質: 布/ポリエステル100%
- 90×125.5~187cm



吊り下げ表示板 (両面式)

品番 SS-0401 ¥1,700

- 吸着板付き
- 縦30×横9cm



正面付け表示板

品番 SS-0409 ¥1,200

裏面接着テープ付き 白黒 縦5×横15cm

|        |          |          |            |
|--------|----------|----------|------------|
| 3 院長室  | 47 診察室   | 74 女子用   | 101 治療室    |
| 9 受付   | 48 診療室   | 77 洗面所   | 108 出入口    |
| 14 御手洗 | 54 事務室   | 86 男子更衣室 | 110 特別室    |
| 25 休憩室 | 55 女子更衣室 | 87 男子便所  | 112 TOILET |
| 30 喫煙所 | 56 女子便所  | 89 W C   | 122 非常ベル   |
| 34 化粧室 | 65 消毒室   | 96 脱衣室   | 124 物療室    |
| 38 更衣室 | 67 シャワー室 | 97 男子用   | 131 待合室    |

カルテ・カルテ棚・治療室設備

抗菌レザー調スリッパ  
ブラウン

品番 SS-0350A

¥5,000

## ブルー

品番 SS-0350B

¥5,000

## グリーン

品番 SS-0350C

¥5,000

(6足)

※名入れの場合の発注単位30足、以後10足単位。また、別途名入れ代がかかります。

抗菌レザー調スリッパ  
(前開き)  
ブラウン

品番 SS-0351A

¥5,000

## グリーン

品番 SS-0351B

¥5,000

## ブルー

品番 SS-0351C

¥5,000

(6足)

※名入れの場合の発注単位30足、以後10足単位。また、別途名入れ代がかかります。



## クリーンボックススリム

## ① アイボリー

品番 SS-0447A ¥148,000

## ② ピンク

品番 SS-0447B ¥148,000

## ③ ブルー

品番 SS-0447C ¥148,000

## ④ グリーン

品番 SS-0447D ¥148,000



アイボリー

ピンク

ブルー

グリーン



- タイマー制御で経済的に殺菌保管
- 電源ONで照射を開始し、15分で自動的にOFFになります。
- 扉開閉時にも自動的に照射を開始します。
- 【サイズ】幅32×奥行36×110cm
- 【材質】スチール

殺菌目安  
スリッパ8足殺菌ランプ  
10W×2灯

ミニキャビ HC-6

品番 SS-0306 ¥34,000

おしぼり=25~30本入

- 庫内温度：標準温度70℃~80℃
- 外形寸法：W300×D307×H230mm
- 質量：4kg

ホットキャビ HC-10F (前扉)

品番 SS-0417A ¥38,000

ホットキャビ HC-10S (横扉)

品番 SS-0417B ¥38,000

おしぼり45~54本入

- 電圧：消費電力/100V-120W
- 庫内温度：標準温度70~80℃
- 温度調節：パイメタル式サーモスタット
- 外形寸法：幅350×奥行275×高さ290mm
- 重量：5.5kg

ホットキャビ HC-18F (前扉)


品番 SS-0418A ¥43,000

ホットキャビ HC-18S (横扉)

品番 SS-0418B ¥43,000

おしぼり80~96本入

- 電圧：消費電力/100V-180W
- 庫内温度：標準温度70~80℃
- 温度調節：パイメタル式サーモスタット
- 外形寸法：幅450×奥行275×高さ355mm
- 重量：6.5kg



HC-10uve

品番 SS-0419 ¥44,000

(殺菌灯付) おしぼり45~54本入

間口を広く奥行を浅くした薄型タイプ。庫内ボックスに抗菌性、耐久性に、優れたステンレスを採用。用途に合わせて、庫内温度の設定をL (70℃) H (80℃) の2段階に切り替えて使用することができます。

- 電圧：消費電力/100V-120W
- 温度調節：電子サーモスタット
- 外形寸法：幅350×奥行275×高さ290mm
- 重量：6kg

アロマチップ

(タオル蒸し器用芳香剤)

品番 SS-0432

¥3,000

- 1箱30個入
- 香りの種類  
レモン  
ジャスミン  
森のかおり
- 使い方  
封を切って庫内にいれてください。

タオルポット TP-35W (ホワイト)

品番 SS-0433A ¥44,000

タオルポット TP-35B (ブラック)

品番 SS-0433B ¥44,000

- 電源：単相100V (50/60Hz)
- 消費電力：205W
- 外形寸法：330W×260D×251H
- 内形寸法：260W×171D×145H
- おしぼり数：約35本 (内容量6?)
- 内カゴ：1コ
- 重量：4.8kg



## パワーウェーブボール

品番 SV-0400A ¥6,900

- 本体寸法：直径9×17cm
- 本体重量：0.8kg
- 材質：シリコン、ABS樹脂
- 電源：リチウム電池（2200mAh）
- 充電方法：アダプター充電式
- 振動強度：振動強度4段階



## パワーウェーブボールミニ

品番 SV-0400B ¥4,900

- 本体寸法：直径9cm
- 本体重量：0.3kg
- 材質：シリコン、ABS樹脂
- 電源：リチウム電池（1200mAh）
- 充電方法：アダプター充電式
- 振動強度：振動強度4段階



## CIANA マッサージローラー

品番 SV-0296 ¥1,800

- 溜まった老廃物を押し流す手技を再現した滑らかな動きのマッサージローラー
- サイズ：直径6cm
- 材質：プラスチック
- 重量：125g



## セラピーエッグ

品番 SV-0380 各¥700


- リハビリテーション（作業療法）や脳トレ、指先・グリップ強化まで幅広く使用できます。
- 手からはじめるアンチエイジング：「つかむ」「投げる」「曲げる」「折る」「書く」。生活において重要なはたらきをする手の狭い範囲には、筋肉、腱（けん）、神経、血管、骨・関節などがぎゅっりと詰め込まれていて、体のどの部分より精巧な動きをします。普段から指の関節を柔らかくし、手・指を刺激して手の衰えをゆるやかにするトレーニングを。
- 素材：TPE

ソフト  
オレンジミディアム  
グリーンハード  
ブルー強度  
3種類

## ベアーマット

品番 SV-0414 ¥2,600

- 定評あるゴム製足踏健康器
- 25×31cm




## 揉まれる肩・首スッキリピロー

品番 SV-0449 ¥6,648

肩コリをストレッチしながらぐいぐい揉みほぐす！寝るだけで肩と首周りをぐうっとほぐす快適枕です。施術の理論を基に14個の突起を配置。さらに突起の硬さと本体のたわみが整体師の指圧を再現し、まるで本当に揉まれているような感覚。

- 材質／ポリウレタン
- 製品サイズ／約幅17×長さ39.5×高さ10cm
- 日本製

ごろ寝で  
1日5分  
(目安)

**ボディポップ** 品番 SV-0687 ¥4,900

W・アーチフィットシステム

天然ゴム+エラストマーのWのアーチフィットシステムが足裏全体を心地よくマッサージ。

- 〈素材〉 ●アッパー：ウレタン合成皮革 ●ライニング：ポリエステル  
●インソール：天然ゴム ●ミッドソール：エラストマー  
●ソール：EVA



■サイズ・カラー明細

|         |           |           |           |           |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| サイズ     | 23.0      | 24.0      | 25.0      | 26.0      |
| (サイズ目安) | 22.5~23.5 | 23.5~24.5 | 24.5~25.5 | 25.5~26.5 |
| サイズ表    | 6         | 7         | 8         | 9         |
| ブラック    | ○         | ○         | ○         | ○         |
| グリーン    | ○         | ○         | ○         | ○         |
| ピンク     | ○         | ○         | ○         | ○         |

W・アーチフィットシステム [天然ゴム+エラストマー]

**【天然ゴム】**  
約1000種の天然ゴムの究極は、東洋医学、リフレクソロジーに基づき重要なツボを刺激するよう、高さ・太さが科学的に設計されています。

**【エラストマー】**  
足に掛かる体重でエラストマーが圧縮変形し足裏にジャストフィット。

**【天然ゴム】**  
歩行時の踵から土踏まず爪先の体重移動により、リズミカルにW・アーチフィットシステムがはたらく、履上の心地よさを表現。

マッサージインソール

**【アーチ部分】**  
土踏まずをサポート。

**【グリップ】**  
足の振盪を抑制。

**【スプリングポイント】**  
東洋医学の重要なツボを刺激。

ストレッチングボードEV

品番 SV-0191A ¥12,800



ダークグレー (A)



付属品  
足裏アーチパッド  
敷きマット

サイズ：幅30.5×奥行35×高さ14.5cm (最大23cm)  
本体重量：約2.0kg  
材質：本体/ABS樹脂、かかとクッション/エラストマー樹脂、敷きマット/発泡PE、足裏アーチパッド/PVC

ストレッチングボード EV で  
柔軟な体を取り戻し、美容と健康を!!

腰・肩の痛みや足のむくみなどでお悩みの方、体全体が硬くなっていませんか?  
「ストレッチングボードEV」に1日90秒乗ってみてください。硬くなった筋肉をゆっくり伸ばしながらほぐし、柔軟な筋肉を取り戻します。プロスポーツ界や全国の病院等でも実践されているロングセラー商品「ストレッチングボード」が進化した「ストレッチングボードEV」で、毎日手軽にストレッチを!

ストレッチングボード EV の特徴

- 1 日90秒乗るだけでもOK!
- 2 場所を取らない! 手軽に続けられる!
- 3 体重130kgまで大丈夫な安心設計!
- 4 プロスポーツ選手の間でも愛用!
- 5 細かい角度設定 (5~35度、14段階) で幅広い対応が可能!
- 6 同梱の足裏アーチパッドで足裏も同時に刺激!

「足裏アーチパッド」

同梱の「足裏アーチパッド」と併用することで、足裏とふくらはぎの筋肉を同時に刺激し、足裏からも健康に。



- 縦にセット!**  
特に外反母趾やつま先のアーチを刺激したい...
- 横にセット!**  
特に内側アーチ・外側アーチを刺激したい...

ストレッチングボードEVの踏み板部分にセットして従来通りに乗るだけ。セットする場所や方向は刺激が強い心地よい部分にお好みて。

角度設定



- 1 角度設定は簡単! 上部のレバーを移動させるだけ
- 2 角度は5~35度まで14段階の設定が可能。無理のない角度からはじめて、少しずつ高くしていきます!

ストレッチングボードXO

品番 SV-0216 ¥12,800

硬くなった筋肉がゆっくりとほぐれ、体全体の筋肉が柔らかくのがすぐ分かります。そして反射的に血行も良くなる相乗効果が得られます。さらにXOボードを使うことにより、女性の悩みだったX脚・O脚の対策ができ、美しい脚のラインのお手伝いをします。

サイズ：130×360×305mm  
材質：本体・ABS樹脂  
パッド・発泡ポリエチレン  
重量：約1.9kg




ふくらはぎの筋肉を伸ばします

X脚対策に

O脚対策に

ドクターパッドテンス (家庭用低周波治療器)

品番 SV-0297 ¥3,600



つらい症状に効く!!

関節痛

肩こり

腰痛



貼るだけ患部をマッサージ

付属の電池とゲルパッドを本体に装着したら、電源を入れてコリや痛みのある部位に貼るだけのシンプル操作です。



1 セット



2 装着スタート



3 強さを調整

固まった筋肉をほぐして・もみこむ!

効率的にケアするため2つのモードが20分の間、自動的に切り替わります。刺激が苦手な方にも安心してお使いいただけるよう強さを細かく選べます。

1回 20分

オート2モード

選べる強さ

15段階



ほぐしモード

自動切替  
面倒な操作  
一切なし



もみモード

替えパッド 2枚組

品番 SV-0297A ¥2,000

肩コリや患部を心地よくマッサージ

- 最大出力電流：3.6mA
- 基本周波数：70Hz
- 定格出力電圧：Max.52V／パルス
- タイマー：約20分自動オフ
- 寸法：縦72 x 横112 x 高さ10mm
- 重量：約10g (電池、ゲルパッドを含まない)

お腹周り・背中・太もも・ふくらはぎ  
ひざ・ひざ裏・二の腕 などにお使いください。

※取扱説明書で使用を禁止している部分には使用しないで下さい。



ピタっと  
貼るだけ

効果・効能


肩こりの緩解

麻痺した筋肉の萎縮の予防及び  
マッサージ効果

TENS (テンス)

皮膚より電気を流し、末梢神経や筋肉を刺激して鎮痛させる療法のこと。血行を促進させ、新陳代謝を促し、疲れやコリをやわらげます。

ドクターパッドの刺激の特徴 心地よく、じんわり広がる



スリムパッド コア

品番 SV-0298A | ¥13,800

- 本体サイズ：W約232×D約202×約17mm
- 本体重量：約111g（リチウムイオン充電電池内蔵）
- 電源方式：充電池式 DC 5V.500mA
- 充電時間：約2.5時間
- 電源アダプター：AC100-240V、50/60Hz



スリムパッド フィット

品番 SV-0298B | ¥12,000

- 本体サイズ：W約242×D約76×約17mm
- 本体重量：約55g（リチウムイオン充電電池内蔵）
- 電源方式：充電池式 DC 5V.500mA
- 充電時間：約2.5時間
- 電源アダプター：AC100-240V、50/60Hz



筋肉構造を基に3つの新技術「オートボディコーディネート」プログラムを誕生させました。

気になる部位を自動に最適化し、効率よく筋肉運動をサポートします。

筋肉に負荷をかけ鍛えるマッスルエクササイズとサロンの多彩な施術を再現し、独自プログラムで融合させました。

プロアスリートも納得の運動強度の15段階のレベルと多彩な12のモードで20分間集中的にトレーニングします。



スリムパッド替ゲルパッド 4枚入

品番 SV-0298C | ¥2,800





歩ミングポール

ワンタッチでサイズ調整ができる構造になっていますので、瞬時にロック&解除が簡単に出来ます。締め付け強度も工具無しで行える仕組みになっております。

サイズ調整をワンタッチで行えるハンGSTOP方式を採用したモデル、グリップには軽量発砲素材を採用して使用感アップ。

APAI-HS 202A

品番 SV-0192A ¥10,000

垂直荷重強度をアップさせ、歩行時の安定も確保したメディカルウォーク専用ポール

- シャフト: アルミ合金材 φ16+14
- サイズ: フリーサイズ90~115/cm
- 重量: 505g/組
- 適身身長: 143~183cm




APAI-HS 204A

品番 SV-0193A ¥10,000

垂直荷重強度をアップさせ、歩行時の安定も確保した女性向けメディカルウォーク専用ポール

- シャフト: アルミ合金材 φ14+12
- サイズ: フリーサイズ85~105/cm
- 重量: 480g/組
- 適身身長: 135~167cm



専用のポールを用いることで上肢の筋群も活動させて歩くことができる全身運動です。ストック無しで歩くとときと同じスピードで歩いて心拍数も増えエネルギー消費もアップすることが証明されています。誰でも簡単に始めることができる、運動効果の高いウォーキングです。



健康維持のために毎日行うことができる。すべての人向けで、ダイエット・フィットネスを目標として気軽に始めたい人や歩行バランスに不安のある人がリハビリテーションとしても行う。

体力の向上を目指す人、より活発なノルディック・ウォークをしたい人向けで、週3回程度を目標に行う。

アスリート向けのトレーニングで、ポールランニング、ジャンピング等やインターバルトレーニングとしても活用できる。

生活習慣病の予防に

体全身の90パーセントの筋肉を活動させることができる

ダイエット&姿勢矯正ポディリメイクに

背筋が伸び歩幅が広がる、体幹部のネジレが生じウエストの引き締め効果

リハビリテーション・介護予防に

ポールを持つことで3点支持・4点支持となる腰・膝・足首の間節への負担軽減

歩育としての活用に

運動が苦手な子供達でも簡単に取組み始めて新しい体育種目として期待

1, 親指はグリップ上に

親指をグリップ上に置くことで手に力が入りにくくなるため、腕・肩・上半身の筋肉を広範囲にわたって動かすことができるようになります。軽く握ることで手首にかかる負担も軽減されます。



2, ウィング (羽) 効果

ウィングを人差し指の第2関節と指の付け根の間にひっかけることにより、グリップ上に親指を置いた状態でも安定して持つことができます。



3, ナチュラルアングル

手首の角度とシャフトを同じ角度に曲げることでよりボールが垂直に置きやすくなります。このことにより、美しく姿勢が保たれ、歩行が楽に感じます。また、肩甲骨を上手く動かすことにつながるため、肩こりがひどい方や猫背を解消させたいという方には効果的です。



健康・リハビリ器具

おしり愛

品番 SV-0299 ¥2,800

たった10分間おしりの肛門に当て座るだけで便秘予防、腰痛予防、冷え性予防、尿失禁の予防、男性の前立腺肥大の予防、精力改善、女性では冷え性改善などにつながります。

- 原材料：ポリレジン100%
- 商品サイズ：H50mm×W84mm
- 重量：235g



- 1日10分座るだけ
- 身体がじんわり暖かくなる
- いつでもどこでもできる



みずほ電子鍼

純金メッキA型 品番 SV-0276A ¥20,000

クロームメッキB型 品番 SV-0276B ¥15,000



ゼロプロマッサー

品番 SV-0228 ¥95,000

- 振動の強さ、速さ、パターンも可変可能で幅広い使い方が選択可能。
- 安全面、耐久性もアップしました。
- 人間の手以上の働き。疲れ知らず。
- 専用設計のバルス回路を搭載。
- 1分間に最大8000回振動。
- 適度な重さ。
- 電源：100V 50/60Hz ●消費電力：35W
- 定格時間：15分



ヒットマッサー標準タイプ

品番 SV-0609 ¥50,000

強力な1分1800回の振動刺激による、押圧振動効果があります。使いやすい型と適度な重量が効果を早めます。



ヒットマッサー強力タイプ

品番 SV-0608 ¥51,000

強力な1分1800回の振動刺激による、押圧振動効果があります。使いやすい型と適度な重量が効果を早めます。



ホットバイター VR-303

品番 SV-0607 ¥48,000 (15200BZZ01148000)

63℃のヒーターを内蔵しているので、マッサージ効果と温熱効果が同時に得られます。

- 電源：AC100・50/60Hz
- 消費電力：60~75W
- 29.6×26×H17cm・3.2kg
- コード2.8m



バイター NEW-7

品番 SV-0606 ¥43,000 (14500BZZ00347000)

- 変則回転運動により、手で行うマッサージ効果が得られます。
- 使いやすい脱着ハンドルにより、一人で全身のマッサージができます。
- 電源：AC100・50/60Hz
- 消費電力：41~46W
- 29.6×26×H17cm・3kg



ブルマンエイト

品番 SV-0633 ¥58,000  
(228AKBZX00004000)

振動板に腰掛けて身体の体幹をマッサージ  
置いて腰掛ける体勢で全身をもみこね振動でマッサージ。  
体幹のマッサージは身体の内側から各部に刺激を与え、  
インナーマッスルと内臓に働きかける、新しい感覚のマッ  
サージです。

軽量コンパクトでとりまわし自由自在

- 電源：100V 50-60Hz
- 消費電力：37W
- 振動数：  
600rpm~3,600rpm
- 定格時間：連続  
(タイマー 20分)
- 重量：本体1.6Kg
- 電源コード：約2.7m



ファイティン ソラーチ

品番 SV-0983 ¥75,000 (225AKBZI00033000)

足裏を

『延ばしてほぐす』新発想  
『中足骨マッサージ』が  
現代人の足の疲れを救う!

【ファイティン ソラーチ】の効果

- ◎足裏にアーチを整え、足の負担を軽減
- ◎インナーマッスルをほぐし、足の疲れを解消

【あんま、マッサージの代用】

- 血行促進
- 疲労回復
- 筋肉の疲れをとる
- 筋肉のコリをほぐす
- 筋肉痛、神経痛の痛みを和らげる



1日約7分の  
新習慣!



シートマッサージャー・セララ

品番 SV-0496 ¥16,000

15分でオートタイマーオフになるので切り忘れの心配がありません。

- サイズ：横幅44×奥行き9×高さ101cm (本体) / 横幅40×奥行き34×高さ4cm (座面) / 幅25×奥行き4×高さ25cm (ヘッドカバー)

- アダプタージャックの長さ50cm
- ACアダプター180cm
- コントローラー90cm
- 重量3.3kg  
(ACアダプター除く)

- 材質：表面/ポリウレタン・ポリエステル、  
中クッション/ポリウレタンフォーム
- 電源：AC100V、50/60Hz
- 消費電力：30W

もみ玉2個が  
上下に動いて、  
体のコリを  
ほぐします。

座面に3段階  
(弱・中・強)調節  
できるバイプレー  
ターが搭載!!



手軽に持ち運べる、  
どこでも本格マッサージシート!



ーベルクロテープで  
ソファーやイスの  
背もたれに簡単固定

↓使わない時は畳んで  
止めればコンパクト



軽いから手  
軽に好きな  
お部屋に持  
ち運び可能  
です。

ソファーで

イスがなくてもOK!



### レッグホット

品番 SV-0232 ¥59,800

遠赤外線で温めるから、水もお湯も使いません!タテでもココでも寝ながらでも、自由な姿勢で脚温熱をお楽しみ頂けます。

- 電源：単相100V 50/60Hz
- 発熱体：160W×1/26×1
- タイマー：自動オフ（通電開始約40分後）
- 重量：約5.3kg
- 外形寸法：約W47×D35×H45cm




### Foot 温

品番 SV-0990 ¥80,000

- 質量：7kg
- 外形寸法：約380×360×250 (mm)
- 材質：(本体) 特A級カナダ赤杉
- 電源：AC100V 50/60Hz
- 消費電力：60W
- 設定温度：20~60℃
- タイマー時間：10~60分

遠赤外線が、3つの伝熱を利用し効率よく温めます!



### Body 温

品番 SV-0991 ¥420,000

遠赤外線は体の芯から温めてくれるので温かさも持続します。お湯を使わないため使用場所を選びません。服を着たまま気軽にいつでもどこでも半身浴が可能です。

- 質量：40kg
- 外形寸法：約565×1100×700 (mm)
- 材質：(本体) 特A級カナダ赤杉
- 電源：AC100V 50/60Hz
- 消費電力：590W
- 設定温度：30~75℃
- タイマー時間：5~60分
- 安全装置：サーモスイッチ、漏電遮断回路内蔵温度ヒューズ



## 逆さぶらさがり健康器 EP-550

品番 SV-0548 ¥68,000

- 角度を選べます。回転するベッドの調整ベルトで好きな角度で止められます。  
90度の完全逆転以外でも、20~60度傾けるだけで効果は充分です。
- 回転のスピードを選べます。回転アームの位置を変えて、3段階の測度調整。
- 組み立てサイズ：71×147×155~220cm
- 折りたたみサイズ：71×41×168cm
- 重量：25kg
- 適用身長：198cm
- 適用体重：136kgまで



## ホワイトベルト FB-100

品番 SV-0721 ¥58,800

首、肩、背、腕、脚、足裏のマッサージができます。

- 電源：AC100 (50/60Hz)
- 消費電力110W
- 重量：14kg
- サイズ：長さ94×高さ93×幅39 (cm)
- ベルト：幅75 (mm)



## サイクルチェアVIVO

品番 SV-0479 ¥39,800

- インテリアタイプのサイクルチェアです。本を読みながら、テレビをみながら、お話をしながら、ヨガをしながら気軽にトレーニング。仕事の合間の気分転換や、脳の活性化に…。ロビーや受付のチェアとして軽くエクササイズ。
- 持ち運びに便利なキャスター付きで、お部屋の好みに合わせて選べる4色カラーバリエーションです。
- カラー：ベリーピンク、シトラスイエロー
- ピュアブラック、ライムグリーン
- 本体サイズ：幅430×奥行160×高さ760mm・
- サドル高さ調整不可
- 座面高：76cm (床面より)
- ペダル負荷：約50watts (60分運動で約270kcal・60回転/分)
- 本体質量：19.3kg
- 適応身長：140cm以上
- 適応年齢：10歳以上

本を読みながら



仕事をしながら



腕でペダルを回すことでこの腕シェイプアップ効果が得られます。



カラーバリエーション：シトラスイエロー



ピュアブラック



ライムグリーン



ベリーピンク



**ヒップアップエクササイズ**

大臀筋 | ハムストリングス | 大腿四頭筋

お好みの振動モードに設定し、3in1パワートレーナーの上に乗ります。手を前方に伸ばして、椅子に腰掛けるようなイメージで腰を曲げてお尻を下げます。



**体幹部を鍛えるエクササイズ**

腹横筋 | 腹横筋

お好みの振動モードに設定し、3in1パワートレーナーの上に跪立しての体勢で両手を乗せ、腕の力ではなく腹筋を意識し、背中が真っ直ぐになるよう意識しながらキープします。



**ふくらはぎのリラクゼーション**

下腿三頭筋

お好みの振動モードに設定し、3in1パワートレーナーV仰向けになりリラックスします。



**姿勢を美しくするエクササイズ**

脊柱起立筋 | 腸腰筋 | 大臀筋

大腿四頭筋 | 下腿三頭筋 | 三角筋

お好みの振動モードに設定し、足を肩幅に広げて3in1パワートレーナーの上に立ち、腕を伸ばしてバンドを引き上げます。

**3 in 1 パワートレーニングボード**

品番 SV-0984 ¥39,800

振動強度レベルを上げる毎に振動回数が増えるため負荷レベルがアップ。

レベル1の場合1分毎に約350回振動し、レベル30の場合約500回振動します。

プログラムモードはP1~P5まであり、P1が一番負荷がゆるく、P5になると振動強度レベル30とレベル24のインターバルとなり一番ハードです。

- 本体サイズ：W763mm×D422mm×H145mm
- 本体重量：17kg ●消費電力：240W ●最大荷重：90kg
- マニュアルモード：1種類 ●オートモード：5種類
- 振動スピード：1~30段階
- 時間：15~1分オフタイマー（調節可能）
- 付属品：上半身トレーニング用ロープ2本、リモコン、電源ケーブル、マッサージパッド、フロアマット



**パワーウェーブミニ**

品番 SV-0984A ¥36,850

- 本体サイズ：W625mm×D345mm×H140mm
- 本体重量：8.8kg ●耐荷重量：100kg ●消費電力：200W
- 周波数：50/60Hz
- 付属品：リモコン、電源コード、フロアマット



**下半身を鍛えるエクササイズ**

大臀筋 | 大腿四頭筋 | 下腿三頭筋

お好みの振動強さに設定し、片足を足の裏をしっかりと着けて乗せます。ゆっくりと太ももが床と平行になるくらいまで体を落としていきます。

**体幹部を鍛えるエクササイズ**

腹横筋 | 腹横筋

お好みの振動モードに設定し、跪立しての体勢で両手を乗せ、腕の力ではなく腹筋を意識し、背中が真っ直ぐになるよう意識しながらキープします。



**ヒップラインを美しくするエクササイズ**

大臀筋 | ハムストリング | 腹横筋

お好みの振動強さに設定し、両足を乗せます。胸から膝までが真っ直ぐになる姿勢まで臀部を上げてキープします。



**姿勢を美しくするエクササイズ**

大臀筋 | ハムストリング | 大腿四頭筋

お好みの振動モードに設定し、足を肩幅に広げてパワーウェーブミニの上に立ち、臀部をゆっくと下げてキープします。



### バランスシート エコ (本体のみ)

品番 SV-0197 ¥3,800

正しく美しい姿勢のために。  
座面が斜めになっていて座るだけで背筋がすっと伸びた自然な位置（ニュートラルポジション）になります。

- サイズ：約36×35×5cm
- 重量：約620g
- 素材：合成ゴム（非PVC）



ウレタンや綿タイプのクッションと違い、中に空気が入っているため、ゆらゆら骨盤を動かして、腰の筋肉の緊張をほぐすことができます。

座るだけで自然に背筋が伸び、美しい姿勢に。



本体のゆるやかな傾斜により骨盤が前傾して背骨が自然なカーブを描くので、背筋がスッと伸びます。



折りたたみ時：約60×31×9.5cm




約60×180×1.5cm

### バランスキューブ

品番 SV-0199 ¥9,500

体幹（頭、頸、胸、腹）は、四肢（両手・両足）とバランスよく動くことで体に安定を保っており、鍛えることで体の軸が安定し上半身や下半身の発生させる力を無駄なく使うことができます。微妙な不安定感をもつバランスキューブの上でさまざまなポーズをとることにより体幹が鍛えられます。

●材：TPE ※サイズは素材の特性上誤差があります。



### キャリーフィットネスマット 6枚折

品番 SV-0198 ¥13,000

持ち運びに便利な万能マット、軽量でコンパクトに折りたためます。ヨガに。ピラティスに。ストレッチに。筋トレに。

厚さ15mm、クッション性十分の低反発ポリエチレン素材。

- サイズ：約60×180×1.5cm、（折りたたみ時）約60×31×9.5cm
- 重さ：約600g ●素材：低反発ポリエチレン



軽量：約600g



まずは正しい姿勢を作りましょう。

バランスキューブの上に正しい姿勢を意識して立ちましょう。体のどの部分の力を抜けば正しい姿勢になるのかを理解する。正面では腹と骨盤の間に正方形を形づくることを意識する。側面は耳たぶ、肩峰、大転子、膝の側面中央、くるぶしのやや前方が一直線になるよう意識する。

ランダムムービング構造による微妙な不安定感が体幹を鍛えます。

新感覚 硬度5

素材に「熱可塑性エラストマー（TPF）」を使用。

ゴムとプラスチックの中間の性質をもつ弾性のある素材で、硬度を5に調整しています。



マルチホームトレーナー 品番 SV-0390 ¥39,000

- これ1台で全身の筋力アップが期待でき、シェイプアップやストレッチをしたい方にお勧め!
- ぶら下がり運動をはじめ、7つのラバーテンションを使用して様々な運動ができます。
- 椅子は取外し可能で、ぶら下がりの高さが体格に合わせて70mmごとに4段階調節できます。
- 車椅子のままでも乗り入れ可能(幅730mm以内)
- ◎サイズ:W740×L910×H2100(mm) ◎重量:19kg 耐荷重:100kg シート◎座面:410mm×460mm
- ◎シート座面背もたれ角度:120度 ◎ぶら下がりバー地上高:1890mm~2100mm(70mmステップ4段階調節)



マスターV3

品番 SD-0276 ¥698,000 (226ADBZX00037000) 及び (226ADBZX00037A01)

革新的な自動加温加圧システム導子に天然ヒスイ(玉)を使用!! セラゼム・マスターV3が初めて実現しました。

- 脊椎スキャニング&進歩した加温加圧ヒスイ球軸システム
- 強さ調節
- 進歩した12通りのリラクゼーションプログラム
- セラゼム・サウンドセラピー
- スマートデザイン
- モデル名:CGM EB-1101
- 一般的名称:家庭用温熱式指圧代用器
- 寸法:(広げた時)700mm×2016mm×450mm(±5mm)
- (畳んだ時)700mm×1258mm×450mm(±5mm)
- 重量:53kg(±2kg)/付属品含まない



五つの革新機能、セラゼム・マスターV3が注目される理由です!

6段階の強さ調節

個人別脊椎曲線に合わせるAPMS機能、さらに、6段階の強さ調節機能があり、使用者好みの刺激の強さが選択できます。



スマートデザイン

スライディングデザインで空間活用性が優れ、リビングや寝室、書斎などでどんなインテリアとも合うデザインです。モダンで洗練された空間を演出します。





## ショルダープレス

品番 SV-0985A ¥330,000

■肩や上腕を効果的にトレーニング。腕を上げる筋力と可動域を改善します。

■肩関節の可動域を広げ、筋力を強化し、肩の問題を改善。

■背部の筋肉を強化、活性化し姿勢を改善。

■胸部、上腕部、肩の筋肉群のリハビリに。

●サイズ [全閉時]

幅630×奥行850×高さ1,380mm

●サイズ [全開時]

幅630×奥行850×高さ1,760mm

●重量：33.5kg

●電源：AC100V 50/60Hz 30W

●カラー：ホワイト/ライトグリーン



## ツイスター

品番 SV-0985B ¥320,000

■からだを左右にひねって、体幹の筋力と柔軟性を養います。

■背中下部の柔軟性を高め、からだをひねりやすくします。

■腹部、背部を鍛え、姿勢を改善します。

■腹部、背部の可動域のトレーニングに。

●サイズ [全閉時]

幅730×奥行680×高さ990mm

●サイズ [全開時]

幅1,000×奥行680×高さ990mm

●重量：27.0kg

●電源：AC100V 50/60Hz 30W

●カラー： ホワイト/ライトグリーン



## チェストプレス

品番 SV-0985C ¥340,000

■肩やひじの動きをスムーズに。荷物の持ち運びがラクに。

■胸部、上腕部の筋力を強化し、荷物の持ち運び能力を高めます。

■肩、ひじ関節の動きを改善して、腕の動きをスムーズに。

■胸部、上腕部、肩の筋肉群のトレーニングに。

●サイズ [全閉時]

幅960×奥行740×高さ1,220mm

●サイズ [全開時]

幅960×奥行1,050×高さ1,220mm

●重量：35.0kg

●電源：AC100V 50/60Hz 30W

●カラー：ホワイト/ライトグリーン



## アブドミナルバック

品番 SV-0985D ¥360,000

■腹筋背筋を鍛え、ベッドからの起床や靴ひもを結ぶ作業をしやすくします。

■腹筋・背筋群を1台で効率よくトレーニング。

■腰を曲げる能力を高め、腰を傷めるリスクを低減。

■腹部・背部のトレーニング。

●サイズ [全閉時]

幅820×奥行920×高さ820mm

●サイズ [全開時]

幅820×奥行990×高さ990mm

●重量：35.0kg

●電源：AC100V 50/60Hz 30W

●カラー：ホワイト/ライトグリーン



## ヒップアダクション

品番 SV-0985E ¥490,000

- 鍛えにくい内・外転筋や殿部の筋肉を効率よくトレーニング。
- 通常のマシンではできない内・外転筋の両方のトレーニングが可能。
- ヒップアップ、O脚矯正、尿漏れ防止にも。
- 大腿部の内転・外転筋群および殿筋群のトレーニング。
- サイズ [全閉時]: 幅650×奥行1,320×高さ1,275mm
- サイズ [全開時]: 幅1,610×奥行1,050×高さ1,275mm
- 重量: 49.0kg
- 電源: AC100V 50/60Hz 30W
- カラー: ホワイト/ライトグリーン



## レッグプレス

品番 SV-0985F ¥520,000

- イスからの立ち上がりや階段の昇降に必要な筋肉をトレーニング。
- 乗り降りしやすい設計で、高齢者にも安心。
- 歩行に必要な筋群を効果的にトレーニング。
- サイズ [全閉時]: 幅610×奥行1,630×高さ1,020mm
- サイズ [全開時]: 幅610×奥行1,050×高さ1,120mm
- 重量: 61.0kg
- 電源: AC100V 50/60Hz 30W
- カラー: ホワイト/ライトグリーン



## レッグカール

品番 SV-0985G ¥410,000

- ひざ関節の動きをスムーズにして、日常生活での歩行能力を改善します。
- ひざの曲げ伸ばしトレーニングがこれ1台で。
- ひざ関節の可動域を増し、立ち上がり動作を改善。
- 足を上げやすくして、つまづきを改善。
- 大腿部の伸筋群・屈筋群のリハビリに
- サイズ [全閉時] 幅615×奥行1,170×高さ1,340mm
- サイズ [全開時] 幅615×奥行1,420×高さ1,340mm
- 重量: 38.5kg
- 電源: AC100V 50/60Hz 30W
- カラー: ホワイト/ライトグリーン



### 電動サイクルマシン エスカルゴII PBE-100

品番 SV-0691A ¥48,000

■業界初『専用安定ボード』は、機体の安定性を高め、滑り止め効果を発揮するため、ベッドや布団の上でも快適にペダリング運動をしていただけます。

■ペダルを強制的に止めると、モーターが止まる『自動停止安全機能』を装備。安心・安全にお使いいただけます。

■「エスカルゴ」は、モーターがペダリング運動をアシストするので、体力のない方でも無理なく股関節運動や膝の屈伸運動が行えます。

- 電源：AC100V 50/60Hz
- 消費電力：70W ●重量：約7.1kg
- 本体寸法：約41×40×31cm
- 安定ボード重量：約780g
- タイマー：1分～30分
- スピードレベル：1～12段階



寝た姿勢で



座って使う

### マグネットバイク FB-680HP

品番 SV-0486 ¥53,800

■頑丈なフレームなので、しっかりとトレーニングできます。

■マグネット負荷装置とベルト駆動による静音化を実現。8kgのフライホイール搭載でスムーズな回転となめらかな負荷を実現。

■体脂肪測定、BMI表示付き。

■キャスター付きなので移動もラクラク。

●カラー：フレーム（グレー）・本体カバー（ホワイト×グレー）

●負荷方式：マグネット負荷（8段階調整）

●本体サイズ：L940×W530×H1320mm（フロアサイズ）

●本体重量：26.2kg ●使用電源：単3電池×2本

●使用体重制限：100kg ●材質：スチール鋼管、ABS/PP樹脂

※ハートレートグリップシステム装備、移動キャスター付

#### 表示機能



■サドル位置  
サドル位置の前後スライド調整が可能。

■負荷調節レバー  
負荷調節は8段階の手動レバー式です。



### ナノフットローラー

品番 SV-0319 ¥4,000

足裏は多くの筋膜と筋肉で構成されています。

足底筋膜の緊張を解きほぐすことで体全体のバランスを整えます。

- 直径：7cm
- 長さ：17cm
- 重さ：270g
- カラー：オレンジ、ブラック（ブラックは硬質タイプ）

特殊構造：NANO™Core

表面はマッサージセラピストの手法を再現する特殊構造。複数の圧迫ポイントを生み問題点を刺激します。



結晶体構造・溝：Channeling  
皮膚に刺激をあたえ、  
筋繊維をリラックスさせます。

**グリッドフォームローラー**  
[長さ33cmのスタンダードモデル]

品番 SV-0317A ¥5,000

- 試合、遠征などに携帯可能。
- 直径：14cm
- 長さ：33cm
- 重さ：604g
- カラー：ブラック/オレンジ



**グリッドXフォームローラー**  
[長さ33cmの硬質モデル]

品番 SV-0317B ¥6,500

- より強く硬膜・筋肉に圧迫が可能、より強い刺激を求める方に。
- フォームはスタンダードモデルの2倍の硬さ。
- 直径：14cm
- 長さ：33cm
- 重さ：604g
- カラー：ブラック

直径：14cm  
長さ：33cm  
重さ：604g



- 空洞の中芯部は体重負荷を支え安定させる硬いABS樹脂構造。
- 耐久性に優れ変形しにくいEVA素材採用。
- マッサージセラピストの手技を再現する特殊構造。
- 手軽に持ち運びができるコンパクトサイズ。



**グリッドSTKフォームローラー (オレンジ)**

品番 SV-0318A ¥5,600

**グリッドSTKフォームローラー (ブラック/硬質タイプ)**

品番 SV-0318B ¥6,500

- ローラー部直径：5cm
- 長さ：53cm
- 重さ：オレンジ 444kg/ブラック 448kg
- ①突起形状のグリップで疲れや痛みがある筋肉をピンポイントで圧迫しほぐします。
- ②ローラーが回転し循環機能を向上します。
- ③特殊な結晶構造は、筋肉をほぐし代謝機能をサポートします。
- ④マッサージセラピストの親指の動きを再現する特殊構造。擦るように使用します。




**ストレッチポールEX型** 品番 SV-0168A ¥8,500

ストレッチポールに仰向けに寝ることで、普段は伸ばされることの少ない体幹部（肩、胸部、骨盤など）を効果的にストレッチ。緩やかな動きを加えることにより身体運動の機能を整えることもできる。

材質：低密度ポリエチレン、合成皮革カバー

サイズ：直径15×長さ98cm

**ストレッチポールEX型 ハーフカット** (2本組)

品番 SV-0168C ¥6,500

材質：低密度ポリエチレン、合成皮革カバー

サイズ：巾15×高さ7.5×長さ40cm

**ストレッチポール MX** 品番 SV-0168F ¥9,000

サイズ：直径12.5×長さ98cm

材質：ポリウレタン、合成皮革カバー


重量：1000g 色：濃紺

**EVA訓練マット**

品番 SV-0324 ¥44,000

衝撃吸収に優れた多目的にご使用できるジョイント式ストレッチマットです。抗菌・防ダニ機能付き。

- 幅：100cm 長さ：100cm 厚さ：1.5cm
- 4枚セット
- 素材：ポリエチレン発泡体
- マットの色は1枚ずつご指定ください。
- カラー/レッド・ブルー・グリーン・イエロ

**プラットホーム**

品番 SV-0303 ¥180,000

■穏やかな雰囲気をもたらすシンプルなベーシックスタイル。

- サイズ：幅 (100・110・120) ×長さ (180・190・200) ×

高さ (35・40・45・50) cm指定

- クッション厚：4cm

- 重量：約60kg

※幅110cm以上の製品はシート表面の中央に縫製ラインが入ります。



キャンドウバンド

品番 SV-0631

キャンドウバンドには、伸長強度の表示が4段階あり、50%、100%、150%、200%の伸長強度の達成を知ることができます。各バンドには、伸ばした時の力の量が表示されています。黄色のバンドに表示されている長方形を正方形に伸ばした時、0.45kgの負荷がかかり、黒色の長方形表示を正方形に変えると、4.43kgの力がかかった事になります。強度は5段階で20レベルの運動が測定できます。

- 材質：特殊ラテックス・ローパウダー
- 寸法（幅）：約129mm 長さ：5.5m

●5.5mタイプ

|    |    |             |    |          |        |
|----|----|-------------|----|----------|--------|
| 強度 | 弱  | 0.45~1.25kg | 黄色 | SV-0631A | ¥2,500 |
|    | 中弱 | 0.57~2.05kg | 赤色 | SV-0631B | ¥2,800 |
|    | 中  | 1.02~2.39kg | 緑色 | SV-0631C | ¥3,100 |
|    | 中強 | 1.70~3.52kg | 青色 | SV-0631D | ¥3,400 |
|    | 強  | 2.05~4.43kg | 黒色 | SV-0631E | ¥3,700 |



シェイプリング（リング状・70cm）

① 品番 SV-0117A    ② 品番 SV-0117B    ③ 品番 SV-0117C  
 ¥1,000                      ¥1,000                      ¥1,000

- 3種類の強度で体幹トレーニングが可能。
- 体幹、体軸の基礎、さらに強い体幹づくり。またリハビリやシェイプアップ、ロコモ対策やメタボ予防に。
- トレーニング解説書付き。

シェイプリング（リング状・90cm）

④ 品番 SV-0118A    ⑤ 品番 SV-0118B    ⑥ 品番 SV-0118C  
 ¥850                      ¥850                      ¥850

- 結び目がないので一定の張力を保持。長さの3倍まで伸ばすことが可能。
- アスレチックトレーニングやシェイプアップなど、多様なトレーニングに。
- ラテックス（天然ゴム）の採用で耐久性は抜群。
- トレーニング解説書付き。

| 品番        | 品名・強度/カラー           | サイズ(巾×円周) |
|-----------|---------------------|-----------|
| ①SV-0117A | シェイプリング・フィットネス/ピンク  | 10×70cm   |
| ②SV-0117B | シェイプリング・スタンダード/パープル |           |
| ③SV-0117C | シェイプリング・アスリート/ブルー   |           |
| ④SV-0118A | シェイプリング・ライト/イエロー    | 7.5×90cm  |
| ⑤SV-0118B | シェイプリング・ミディアム/グリーン  |           |
| ⑥SV-0118C | シェイプリング・ヘビー/ブルー     |           |



①ピンク                      ②パープル                      ③ブルー

弱                      チューブ強度                      強



④イエロー                      ⑤グリーン                      ⑥ブルー

弱                      チューブ強度                      強



重錘バンド（鉛入り）

カラー/ブルー

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| 0.5kg 品番 SV-0520 | 2.5kg 品番 SV-0515 |
| ¥4,600           | ¥8,000           |
| 1kg 品番 SV-0518   | 3kg 品番 SV-0514   |
| ¥5,000           | ¥9,600           |
| 1.5kg 品番 SV-0517 | 4kg 品番 SV-0513   |
| ¥6,000           | ¥12,000          |
| 2kg 品番 SV-0516   | 5kg 品番 SV-0512   |
| ¥7,000           | ¥14,000          |