

# 楽匠 Z SERIES



新開発のラクリアモーションで、  
かつてない身体にやさしい起き上がり。

## [新・背あげ機構] ラクリアモーション

背と膝の動きにベッドの傾斜を組み合わせ、さらに進化した背あげ機構です。身体のすり落ちや圧迫感をさらに軽減しながら、これまでのベッドにはない座位に近い姿勢に移行できます。また背あげするときに体圧を再分配して、床ずれ防止に配慮した背あげ方法でもあります。

- 01: 身体がすれないように、まず膝をあげてから状態をおこしはじめます。      02: 少し体を起こしてから、ベッドが傾きはじめます。



- 03: ベッドが10°傾くと傾斜がとまり、さらに上体を起こします。      04: 上体を起こしながら膝をさげることで、骨盤の立った安定した姿勢で起きあがります。



新機構ラクリアモーションを搭載した3モーション。2モーションと用途に応じてお選びください。

◎3モーションシリーズ (背・ひざ・高)  
手元スイッチの切換スイッチで、ラクリアモーションとらくらくモーションを切替えることができます。



◎2モーションシリーズ (背・高)  
背膝運動管を付替えることで「背」と「膝」の運動または「背」の単独動作いずれかに設定できます。背膝運動の場合、「膝」の動作角度は0~14°の範囲です。



セーフティラウンドボード (樹脂製・木目調)

樹脂製ボードの機能性に木目をアクセントに加えた、デザイン性の高いベッドフレームです。



■寸法表 (3モーショ/2モーショシリーズ)

単位: cm

	レギュラー 91cm 幅	レギュラー 83cm 幅	ミニ 91cm 幅	ミニ 83cm 幅
セーフティラウンドボード (樹脂製・木目調) ヘッドボードとフットボードの高さは同じです。				
	質量: 86,5kg (85,5kg)	質量: 84,5kg (83,5kg)	質量: 86kg (85kg)	質量: 84kg (83kg)

※( )内は2モーショ質量です。

非課税

ベッド機能	サイズ	レギュラー 91cm	レギュラー 83cm	ミニ 91cm	ミニ 83cm
3モーショ	品番	SW-176A KQ-7331	SW-176B KQ-7311	SW-176C KQ-7321	SW-176D KQ-7301
	定価	¥435,000	¥435,000	¥435,000	¥435,000
2モーショ	品番	SW-177A KQ-7231	SW-177B KQ-7211	SW-177C KQ-7221	SW-177D KQ-7201
	定価	¥390,000	¥390,000	¥390,000	¥390,000

木製ボード

あたたかみのある木製ボード。  
足側のボードが低く、スタイリッシュなデザインです



■寸法表 (3モーショ/2モーショシリーズ)

単位: cm

	レギュラー 91cm 幅	レギュラー 83cm 幅	ミニ 91cm 幅	ミニ 83cm 幅
木製ボード				
	質量: 85,5kg (85,7kg)	質量: 87kg (86kg)	質量: 88kg (87kg)	質量: 86,5kg (85,5kg)

※( )内は2モーショ質量です。

非課税


ベッド機能	サイズ	レギュラー 91cm	レギュラー 83cm	ミニ 91cm	ミニ 83cm
3モーショ	品番	SW-178A KQ-7332	SW-178B KQ-7312	SW-178C KQ-7322	SW-178D KQ-7302
	定価	¥435,000	¥435,000	¥435,000	¥435,000
2モーショ	品番	SW-179A KQ-7232	SW-179B KQ-7212	SW-179C KQ-7222	SW-179D KQ-7202
	定価	¥390,000	¥390,000	¥390,000	¥390,000

ホームヘッド・エアーマット・シート

# 楽匠 Z SERIES オプション製品

## 転落予防・寝具の落下予防に

### ベッドサイドレール



転落予防・寝具の落下予防に

●ベッドのオプション取付穴に設置するベッドサイドレールです。

**非課税**

KS-161Q スタンダード (ホワイトアイボリー)

品番 SW-0762A ¥17,000

●2本組 ●全長96.4×全高50.3cm

KS-171Q スタンダード (ホワイトアイボリー)

品番 SW-0762B ¥17,000

●2本組 ●全長96.4×全高56.3cm



KS-151Q 品番 SW-0774 ¥15,000

●スイングアーム介助バーと組み合わせてお使いいただく、短いベッドサイドレールです。

**非課税**

●1本 ●全長59×全高50.3cm

(※ベッドサイドレールは非課税のベッドとセットで購入された場合、非課税となります。)

### オーバーベッドテーブル (テーブル移動ロック機構付き)

ベッドでお食事などをされる方に

●ベッド上でのさまざまな用途に対応します。

●左右どちらのレバーを操作するだけで高さ調節が行えるテーブルです。

●材質:天板/樹脂化粧板、ウレタンエッジ一体成型

●寸法:テーブル本体/91:(幅)133.4×(奥)63.4×(高)63~95cm 83(幅)119.4×(奥)63.4×(高)63~95cm 天板/91:(幅)128.4×(奥)40cm 83:(幅)114.4×(奥)40cm

KF-833LA

品番 SW-0785A ¥94,000

●91cm幅/アイボリー


KF-833SA

品番 SW-0785C ¥94,000

●83cm幅/アイボリー

## しっかりした立ち上げりに

### スイングアーム介助バー



KS-098A  
ホワイトアイボリー

品番 SW-1002 ¥52,000

●ベッドの左右どちらにも、工具なしで取り付けられます。

●全長112.1×全高52.6cm

※グリップ部では、オーバーテーブル、アジャストテーブルは使用できません。※KS-098Aとベッドの同一側面で併用できるのは、KS-191Q、KS-151Q、KS-030Aのみです。

## ベッドでお食事などをされる方に

### ベッドサイドテーブル (ガススプリング式)

ベッドでお食事などをされる方に

●ベッド上でのさまざまな用途に対応します。

●簡単なレバー操作で使いやすい高さに合わせられます。

●材質:天板/樹脂化粧板、ウレタンエッジ一体成型 支柱/アルミ製 脚部/スチール製

●寸法:テーブル本体/(幅)90.7×(奥)44.5×(高)61~92.5cm  
天板/(幅)90×(奥)40cm

KF-1920

品番 SW-0120A

¥50,000

●アイボリー



KF-1920  
アイボリー

KF-1960

品番 SW-0120B

¥56,000

●チェリー



KF-1960  
チェリー



アイボリー



ミディアム

KF-833LB

品番 SW-0785B ¥106,000

●91cm幅/ミディアム

KF-833SB

品番 SW-0785D ¥106,000

●83cm幅/ミディアム

### エバーフィットC3 ドライタイプ

体圧分散性、動きやすさ、安定性が向上。

- 材質/表面: ポリエステル・アクリル・ポリウレタン 内部: ポリエステル・ポリウレタン (難燃)
- 通気・清拭タイプもあります。

83cm幅(レギュラー) 品番 SW-0986A ¥72,000

- サイズ/幅83cm×長さ191×厚み10cm

91cm幅(レギュラー) 品番 SW-0986B ¥72,000

- サイズ/幅91cm×長さ191×厚み10cm (マットレスは非課税のベッドとセットで購入された場合、非課税となります)

### ストレッチグライドマットレス

防水タイプは次亜鉛素酸ナトリウム対応。  
通気タイプはカバーを着けたまま洗浄可能。

- 材質/ポリエステル・ウレタン
- ※マット不要

**非課税**  
(※マットレスは非課税のベッドとセットで購入された場合、非課税となります。)

91cm幅(防水タイプ) 品番 SW-0188A ¥125,000

- サイズ/幅91cm×長さ191×厚み12.5cm

83cm幅(防水タイプ) 品番 SW-0188B ¥125,000

- サイズ/幅83cm×長さ191×厚み12.5cm

### アルファブラド

(撥水・防水カバータイプ/通気カバータイプ)

新開発のウレタンフォームと4×4スリット加工により身体に気持ち良くフィットする床ずれ防止マットレス。

※マット不要

- 材質: (中身) アルファゲル・ポリウレタンフォーム (カバー) 撥水・防水カバータイプ (表地) ポリエステル (裏地) ポリウレタン、通気カバータイプ (表地) ポリエステル
- 色: 撥水・防水カバータイプ/ (表) 青、(裏) シルバグレー 通気カバータイプ/ (表) 青、(裏) こげ茶
- ※カバー仕様によりカラーが異なります。

**非課税**  
(※マットレスは非課税のベッドとセットで購入された場合、非課税となります。)

83幅レギュラー 品番 SW-0873A ¥140,000

- サイズ: 幅83×長195×厚13cm

83幅ショート 品番 SW-0873B ¥140,000

- サイズ: 幅83×長181×厚13cm

### スモールチェンジ「ラグーナ」

安心安楽な自動体位交換を行う「スモールチェンジ機能」を搭載。ハイブリッド構造が熱・湿気を排気し、ムレを防止します。自動ヘッドアップモード搭載。

- 重量/ (マット) 8.2kg、(ポンプ) 3.4kg、
- 材質/ (マットエアセル) ポリウレタンフィルム表面シボ加工 (抗菌)、(ベースマット) プレスエア® (制菌)


84cm幅 品番 SW-0988A ¥208,000

- サイズ/幅84cm×長さ192×厚み13.5cm

90cm幅 品番 SW-0988B ¥208,000

- サイズ/幅90cm×長さ192×厚み13.5cm

**非課税**



83cm幅(ショート) 品番 SW-0986C ¥72,000

- サイズ/幅83cm×長さ180×厚み10cm

91cm幅(ショート) 品番 SW-0986D ¥72,000

- サイズ/幅91cm×長さ180×厚み10cm



91cm幅(通気タイプ) 品番 SW-0188C ¥125,000

- サイズ/幅91cm×長さ191×厚み12.5cm

83cm幅(通気タイプ) 品番 SW-0188D ¥125,000

- サイズ/幅83cm×長さ191×厚み12.5cm



かかともフィット

91幅レギュラー 品番 SW-0873C ¥140,000

- サイズ: 幅91×長195×厚13cm

91幅ショート 品番 SW-0873D ¥140,000

- サイズ: 幅91×長181×厚13cm



84cm幅(ショート) 品番 SW-0988C ¥208,000

- サイズ/幅84cm×長さ180×厚み13.5cm

90cm幅(ショート) 品番 SW-0988D ¥208,000

- サイズ/幅90cm×長さ180×厚み13.5cm

綿混パイル防水シーツ

品番 SW-0790 ¥2,800

- 肌触り抜群・汗も吸います
- サイズ：90×145cm
- カラー：クリーム
- 素材：パイル部分・綿100%



洗えるベッドパッド（ポリエステル）

- 速乾燥で丸洗い可能なベッドパッドです。四隅スベリ止めゴム付。
- 重量：中わた0.5kg
- 色：ブルー 材質：（中綿）ポリエステル100%（生地）ポリエステル65%・綿35%

83cm幅用

品番 SW-0793 ¥4,400

- サイズ：幅85×長さ195cm

91cm幅用

品番 SW-0793 ¥4,400

- サイズ：幅93×長さ195cm



ビーズソフト円座

品番 SW-0442B ¥5,000


- ビーズと綿の二重構造で体圧を分散。大きめの設計で使いやすく、長時間の座位に最適です。
- 素材：A面 中身/ポリスチレンビーズ 生地/ウェーブニット（綿・ポリエステル） B面 中身/ポリエステルわた 生地/ツイル（綿・ポリエステル）（抗菌加工）
- サイズ：外径40cm、内径11cm、厚さ約14cm
- 洗濯○脱水○乾燥機×
- カラー/グリーン



全身防水シーツ四隅ゴム付き

品番 SW-0875 ¥5,000

- マットレスやふとんの四隅にゴムで留めるだけなので、ベットと壁の空間が狭くても簡単に着脱ができます。
- サイズ：幅100×長さ200cm
- 材質：（表地）ポリエステル100%、（裏地）ポリウレタン100%、（ゴム部）レーヨン55%・指定外繊維、（天然ゴム）40%・ポリエステル5%



乾燥機  
80℃

防水部分

デラックス円座

品番 SW-0442A ¥3,800

- ソフトな弾力で患部を保護する、特殊ファイバーを使用。表地には吸水性が高く、肌ざわりの良いパイル地を使用しています。
- 素材：中身/ポリエステルわた 表地/パイル（綿・ポリエステル）裏地/ブロード（綿・ポリエステル）
- サイズ：外径38cm、内径10cm、厚さ約8cm
- 洗濯○脱水○乾燥機○（60℃）
- カラー/クリーム、ブルー



かかとあて NR-7（2ヶ1組）

品番 SW-0397E ¥12,500

足はムれることなく、かかとを優しく包み込み床ずれ予防します。

- サイズ：フリー
- 材質：表面/シープスキン・マジックテープ付
- ※片側のみ左右 各¥6,250




木製丸型ハンドルスポンジ付

- ①スプーン (大) 品番 SW-0956A ¥2,200
- ②フォーク (大) 品番 SW-0956B ¥2,200
- ③先割れスプーン (大) 品番 SW-0956C ¥2,400
- ④スプーン (小) 品番 SW-0956D ¥2,000
- ⑤フォーク (小) 品番 SW-0956E ¥2,000
- ⑥先割れスプーン (小) 品番 SW-0956F ¥2,200

- 使いやすいようにいろいろな角度に曲げることができます。
- 材質：ステンレス・天然木・EPDM
- サイズ：19~20.5cm
- 重量：46~52g

耐熱温度	食器洗浄機
80℃	×

※写真はイメージです。



握ると箸先が合います



17.0  
19.5  
22.5  
cm

箸ノ助

- ①箸 (左右兼用) 品番 SW-0801 ¥3,000
- ②スプーン③フォーク 品番 SW-0801A ¥900

- シンプルで軽く使い易いデザイン。ちょっとお箸が使いづらくなった方に。
- サイズ/①②③22cm 重量/①35g②③15g 材質/①紫檀・耐熱ABS・ステンレスウレタン塗装②③桜

楽々箸ピンセットタイプすべり止め

- 品番 SW-0815 ¥1,900


- 箸先にはすべり止め用のミノ付。
- 左右どちらの手でも使用できます。
- サイズ/17.0cm、19.5cm、22.5cm



ストロー付カップ

- 品番 SW-0401 ¥1,320

- 寝たままでも飲み、こぼれにくい、長めのストローが付いています。
- 材質 (本体) ポリカーボネイト・シリコンゴム他
- サイズ/ストロー：270mm
- 耐熱温度/本体・吸口・ストロー：150℃、フタ：140℃、把手：120℃
- 最大容量/220ml



洗濯	脱水	乾燥機
○	×	×

うがいキャッチ

- 品番 SW-0961 ¥880

- 材質：ポリプロピレン
- サイズ：幅19.7×奥行13×深6.5cm
- カラー：ミントグリーン
- 最大容量：770ml
- 耐熱温度：130℃



ポラミー食食用エプロン

- 品番 SW-0265 ¥1,200

- ロング&ワイドサイズなので食卓に広げて使用できます。
- サイズ/長さ118×幅80cm
- 色/ピンク・ブルー
- 材質/ポリエステル100% (撥水加工)

※ブルーは滑り止めシートのみ。




### 高さ調節付浴槽台R

滑り止めシート 品番 SW-0806A ¥15,500

ソフトクッション 品番 SW-0806B ¥17,500

軽くて楽ちんしっかり吸着

●重量/滑り止めシート: 約2.5kg、ソフトクッション: 約2.4kg



### シャワーベンチMini 背無し

品番 SW-0271 ¥8,000

- シャワーヘッド取り付け可能。
- サイズ: 幅42×奥行40×高さ35~45cm
- 座面サイズ: 幅39.5×奥行29cm
- 座面高: 35~45cm (5段階)
- 重量: 1.7kg ●色: ライトピンク・ライトブルー

トルク制御で  
安心取り付け




●工具不要の  
簡単調整  
工具なしで簡単・スピーディーに高さ・幅を調整できます。

### 安寿 浴槽てすり UST-130R

品番 SW-0277 ¥22,500

- 手すり高さ: 浴槽上縁から11~26cm (6段階)
- 取り付け可能浴槽縁幅: 4.5~13cm
- カラー: レッド・ブルー・グリーン
- 重量: 3.5kg



### シャワーベンチMini 背付

品番 SW-0272 ¥10,000

- シャワーヘッド取り付け可能。
- サイズ: 幅42×奥行46.5×高さ65~75cm
- 座面サイズ: 幅39.5×奥行29cm
- 座面高: 35~45cm (5段階)
- 重量: 2.3kg ●色: ライトピンク・ライトブルー



### 安寿 折りたたみシャワーベンチ FSフィット

品番 SW-0989 ¥27,000

- ISフィットの特徴をそのままに、最薄クラスの折りたたみ幅15cm
- サイズ: 幅46×奥行38~46×高さ75~65cm
- 座面サイズ: 幅41×奥行33cm
- 座面高: 33・35・37・39・41・43cm (6段階)
- 重量: 約4kg ●色: レッド・ブルー・グリーン



### おく楽すべり止めマット

小 品番 SW-0887A ¥5,000

中 品番 SW-0887B ¥5,200

大 品番 SW-0887C ¥6,000



浴槽内だけでなく洗い場でも使用可能な置くだけタイプの滑り止め。カットしても使用できます。

- サイズ: (小) 55×38×0.3cm、(中) 70×38×0.3cm、(大) 87×38×0.3cm ●重量: (小) 1.0kg、(中) 1.3kg、(大) 1.6kg ●色: レッド・ブルー・グリーン ●材質: 合成ゴム

木製トイレきらくコンパクト



普通便座 品番 SW-0281A ¥39,000

やわらか便座 品番 SW-0281B ¥44,000

暖房便座 品番 SW-0281C ¥63,000

- 幅47.5cmの超コンパクト設計の木製ポータブルトイレ。
- 立ち上がり時の太もも裏への干渉を抑えて、動作時の痛みを緩和。

ポータブルトイレきらく Mシリーズ「ミニでか」



キャスター付

- 左右どちらでも取付可能なペーパーホルダー付
- I: アイボリー D: ダークブラウン

MS型 (普通便座) 品番 SW-0282A ¥28,000

MY型 (やわらか便座) 品番 SW-0282B ¥33,000

MH型 (暖房便座) 品番 SW-0282C ¥43,000

香りの気になる方へ



香りの気になる方へ

ポータブルトイレ用 消臭液

品番 SW-0240A ¥1,200

無臭タイプ・芳香タイプ

- 液体: 500ml 20回分



コ・ポレーヌ

①男性用 品番 SW-0285A ¥2,200

②女性用 品番 SW-0285B ¥4,600

- こぼれにくい形状で、弁のはたらきでニオイや音も気になりません。
- サイズ: ①幅33×奥行10.8×高さ13.8cm ②幅37.5×奥行16×高さ21.2cm
- 材質: ①塩化ビニール樹脂②ポリエチレン
- 耐熱温度: ①60℃②120℃ ●洗浄ブラシ付



安楽便器

品番 SW-0223 ¥2,750

- 使用時、腰まわりにやさしくなじむよう、腰を乗せる部分を広く大きな曲面にしました。
- 材質: 本体フタ/ポリプロピレン パッド表地/耐水性ナイロン、スポンジ
- 容量: 1,580ml ●耐熱温度: 本体フタ130℃



シャワーボトル

品番 SW-0286 ¥1,600

- 洗い流せばすっきりさわやか。
- サイズ: 7.5×27.5cm
- 容量: 450ml
- 色: (キャップ) ブルー・ピンク
- 材質: ポリプロピレン



ピンク  
(S~3L)紫  
(S~3L)

グレー

黒

茶



ブラック

グレー

茶

## ダブルマジックⅢ 3E

品番 SW-0990 ¥5,600

- 大きく開いて足入れラクラク
- 重量(片足L):185g ●靴底素材:合成底(EVA) ●サイズ:S(21~21.5cm)、M(22~22.5cm)、L(23~23.5cm)、LL(24~24.5cm)、3L(25~25.5cm)、4L(26~26.5cm)、5L(27~27.5cm)
- 取り外し可能なベルトで多少の長さ調整も可能。
- アーチサポート付きインソールで歩行が安定。

## すたこらさんソフト 05

品番 SW-0289 ¥5,300

- 重量:145g(23cm片足) ●靴底素材:合成底
- サイズ:22.0~27.0cm(1cmきざみ)
- 3E ●シックなカラーで ●片足販売



ブラックスムース

オークバイル

マロン

ブラック オークストレッチ ブラックストレッチ



ブラックスムース

ブラウンスムース

ブラックストレッチ

## 快歩主義M021

品番 SW-0288 ¥5,900

- フォーマルスタイルにも使用できるデザイン。  
ブラックスムース・ブラックストレッチは28cmまで対応可能。
- 重量:約220g(片足25.0cm)
  - 材質:PU・ポリエステル
  - 丸洗い可・乾燥機不可
  - サイズ:ブラックスムース・ブラックストレッチ:23.5~28.0cm(5mmきざみ)  
ブラウンスムース:23.5~27.0cm(5mmきざみ)

## 快歩主義L011 ●女性用●

品番 SW-0154 ¥5,900

- サイズ:21.5~25.0cm(5mmきざみ)
- 靴底素材:ラバー ●重量:165g(片足)



パープル

シルバー

ブラウン

ブラック



グレー

紫

## 5くら5L007

品番 SW-0991 ¥7,000

- 軽く柔らかくめっちゃらく
- 重量:約180g(片足23.0cm) ●靴底素材:ベステック ●サイズ:22~25cm(5mmきざみ)

## スリットベルト

品番 SW-0992 ¥2,600

- スリット入りで履き口が大きく開く
- 重量(片足L):約90g ●靴底素材:合成皮革
- サイズ:M(22~23cm)、L(23.5~24.5cm)、LL(25~26cm)



伸縮(ブラウン)

伸縮(ブラック)

伸縮(ライトブラウン)

ベーシックタイプ

品番 SW-0603 ¥3,500

パイプ径22mmのしっかりタイプです。




愛杖 ポケットステッキ

品番 SW-0993 ¥6,800

- 材質：グリップ/PP(芯材)、TRP(外) シャフト/アルミ合金
- 長さ：約75~91cm (4段階調節式) 収納時/約41cm
- 重量：約305g ●上径：22mm
- 杖先ゴム：内径13mm、底径29mm
- 適応身長：約144~176cm ●色：PS-1黒、PS-2赤

アルミ製伸縮ステッキ・愛杖シリーズ

- ストラップ、交換用先ゴム付
- カラー：
- E-13 メタリックブラウン
- E-14 メタリックネイビー
- E-15 メタリックレッド
- E-16 メタリックグリーン
- E-17 メタリックパープル
- E-18 メタリックブラック



伸縮タイプ

品番 SW-0747 ¥4,500

- 材質：シャフト/アルミ合金
- 長さ：71~94cm
- 重量：280g 径：16mm

折りたたみタイプ

品番 SW-0748 ¥4,500

- 材質：シャフト/アルミ合金
- 長さ：75~84cm
- 重量：310g 径：17mm
- ※4段階に折りたたむと27cmのサイズになります。



アルミ松葉杖(伸縮式) YS-32-AS

特大 品番 SV-0130A ¥9,600

- 132~152cm

大 品番 SV-0130B ¥9,600

- 124~144cm

中 品番 SV-0131A ¥9,600

- 113~133cm

小 品番 SV-0132A ¥9,600

- 100~120cm

YS-32-AS極小 品番 SV-0132B ¥9,600

- 84~105cm

脇当て・握りセフティー1専用特殊加工

- 重量：850g(大) ●132~152cm **非課税**



楓(かえで) 軽合金四段階反射シール付き

品番 SW-0889 ¥4,500

夜間の安全を考えた反射シール付き。

- サイズ：長さ74~82cm(折りたたみ時24cm)
- 重量：260g ●色：茶
- 材質：(グリップ) 楓、(本体) アルミ軽合金



カーボン四点可動式スモールタイプ

品番 SW-0994 ¥17,500

- 支柱が前後に稼働し、接地しやすい
- 握り：カーボン
- 支柱：カーボン（脚部のみ樹脂）
- 適合ゴムチップ内径：15mm
- 重量：約440g

非課税

ロフトランドクラッチ TY132

品番 SW-0604A ¥9,200

- ふれ止めナット付
- 握り手～上部寸法：230～310mm（ピッチ25mm）
- 握り手～下部寸法：640～880mm（ピッチ25mm）
- 重量：約580g

非課税



軽量アルミ車イスAR-201B

品番 SW-0157 ¥78,000

- キャスト車輪×大車輪：6"×22"
- 前座高：43cm
- 座幅：40・38・42cm
- 重量：15.2kg
- 耐荷重：100kg

非課税



TH-2SB車イス

品番 SW-0164 ¥87,000

- コンパクトで軽量タイプです。
- 材質／アルミ製
- 座幅／38cm
- 座高／48cm
- 車輪／前輪5インチ後輪14インチ
- 背折れ

非課税



スタンダード自走式 BAL-1

品番 SW-0731 ¥69,000

- 素材/アルミ ●重量/12.9kg ●耐荷重/100kg ●座幅/40cm ●ハイポリマータイヤ ●ノーバンクタイヤ **非課税**
- ※スタンダード介助式BAL-2もございます。



カルティマ 自走式 CRT-7

品番 SW-0995 ¥155,000

- ワンランク上の超軽量車いす ●素材/アルミ ●重量/11.2kg ●耐荷重/100kg ●座幅/40cm ●軽量ハイポリマータイヤ ●ノーバンクタイヤ **非課税**
- 左右いずれか一方のレバーを引くことで、両輪の駐車ブレーキをかけることができる「ワンハンドブレーキ」を装備。
- ※スタンダード介助式CRT-8もございます。



NEO-2

品番 SW-0732 ¥67,000

- 介助ブレーキ付標準型車いす。JIS認証・QAP認証を取得するなど高い品質を誇ります。ノーバンクタイヤ標準装備。
- サイズ/幅60×奥行97×高さ90cm ●重量/11.9kg ●座面幅/40cm ●座面奥行/40cm ●前座高/43cm ●肘掛高/22cm ●後輪サイズ/16インチ ●色/チェック ●材質/(フレーム)アルミ ●ノーバンクタイヤ **非課税**
- ※自走式NEO-1もございます



ウイング・スイングアウト 座面高調整機能付 BAL-6

品番 SW-0996 ¥103,000

- 座面の高さ調整ができるモジュールタイプ ●素材/アルミ ●重量/14.6kg ●耐荷重/100kg ●座幅/38・40・42cm (38・42cmは受注生産) ●ハイポリマータイヤ **非課税**
- ※自走式BAL-5もございます。

ノンバンクブレーキシステム仕様とまっティシリーズ

自走型 MBY-47B (標準タイプ)

品番 SW-0997A ¥105,000

MBY-41B (ロータイプ)

品番 SW-0997B ¥105,000

ブレーキのかけ忘れをサポート

- 重量/ (標準タイプ) 16.7kg (ロータイプ) 16.6kg
- 耐荷重/100kg
- 材質/アルミ
- 座幅/40cm
- カラー/パープル、イエロー、ブルー **非課税**

標準タイプ 重量 16.7kg



ロータイプ (エメラルド) 重量 16.6kg





MPティルト MP-TiF HG/TiF VL

品番 SW-0830 ¥155,000

- ティルト機能で折りたたみ可能
- 素材：アルミ
- 重量：19.8kg
- 耐荷重：100kg
- 座幅：40cm

非課税

※VLはビニールレザーシートとなります



マイチルトコンパクト -3D MH-RD3D

品番 SW-0891 ¥189,000

横倒れしてしまう方の悩みを解消。側わんの方でも正面を向いて座れます。在宅向け超コンパクトなティルト&リクライニング車。

- サイズ：幅60×奥行94×高さ108.5cm
- 座幅：40cm ●座面奥行：38cm
- 前座高：43・45・47cm ●肘掛け高0・14~30cm
- 折畳幅：32.5cm ●色：F-1オレンジ・F-2青・B-61紺ビニール
- 材質：アルミ ●耐荷重：75kg 非課税

車いす用座位保持クッション

品番 SW-0858 ¥8,000


- 特殊カットした3層構造クッションが、骨盤の後傾を防ぎ座位を安定させます。

カバーは防水・防汚加工。

- サイズ：40×40×6cm

- 重量：400g

- 材質：(中材) 3層構造ウレタン (低反発ウレタン+高反発ウレタン)
- (カバー) ポリエステル・ナイロン



アルファプラクッション


A 撥水タイプ/B 吸湿タイプ

品番 SW-0998 ¥27,000

撥水防水/吸湿速乾タイプ

やや固めで安定感を重視


- カバー／(表) ポリエステル (裏) ポリウレタン
- カラー／青 (撥水)・黒 (吸湿)
- 中材／αGEL・ウレタンフォーム



車椅子マーク マグネットタイプ/インドア (吸盤) タイプ

品番 SW-0859 ¥950





重量 2.7kg



セーフティーアーム (SAR)

品番 SW-0390 ¥18,500

- 握り手を八の字型・コの字型の2段階に切り替え可能。
- 材質/アルミ製 (センターシャフトのみスチール)
- サイズ/全幅61.5×奥行45×全高70~80cm (高さ5段階調整)
- カラー/シルバー

非課税



重量 3.1kg



セーフティーアーム交互式歩行補助器 (KSAR)

品番 SW-0391 ¥18,500

- 左右の握り手を交互に動かして歩行できます。
- 材質/アルミ製 (一部スチール)
- サイズ/全幅56×奥行49×全高70~80cm (高さ5段階調整)
- カラー/シルバー

非課税

折りたたみ歩行器 アルコー1S型

品番 SW-0837 ¥61,000

- 在宅に使いやすいコンパクトサイズ。
- 簡単に折りたたみ持ち運びも楽です。
- 巾75cm異状のろうかでの回転可能。
- 外寸/肘あて内幅: 34.5cm  
幅51.5×奥行57×高さ87.5~107.5cm
- 重さ/12.4kg
- 折りたたみため、収納に便利。



重量 12.4kg



シンフォニー SP

品番 SW-0736 ¥31,000

- ブレーキは片側だけの操作で両後輪にかかる安全設計。座面をあげ、体をより車体に近づけて歩行できます。
- サイズ: 幅50×奥行56×高さ78.5~88cm
- 座面高: 41cm ●座面幅: 34.5cm
- 高さ調節: 78.5~88cm (4段階)
- 前・後輪サイズ: 直径14.5cm ●重量: 約5.9kg
- 色: CLブラウン・格子紺
- 材質: (フレーム) アルミ、(タイヤ) EVA



ハッピーミニ

品番 SW-0737 ¥33,000

- 簡単に折りたたむことができ、室内でも扱いやすいコンパクトモデル。新ブレーキユニットの採用で耐久性がアップ。
- サイズ: 幅50×奥行57.5×高さ70~79cm (5段階調節)
- 座面高: 43cm ●座面幅: 28cm
- 前・後輪サイズ: 直径18cm ●重量: 約6.5kg
- 色: ミルクティーベージュ・パープルメタリック
- 材質: (本体フレーム) アルミニウム、(座面部分) ポリプロピレン
- 最大使用者体重: 80kg ●付属品: バスケット

杖・車イス・歩行器

25



メロディスムーズ

品番 SW-0733 ¥20,000

- 方向自在の360度で動く四輪キャスターサイドカー。便利な駐車ストッパー付です。
- バッグは、保冷仕様タイプ生物や冷凍食など買い物に大変便利な保冷仕様バッグです。
- サイズ：幅30.5×奥行23.5×高さ68～84cm
- 前・後輪サイズ：直径10cm ●重量：約2.5kg
- 色：キルティングBK・ローズ柄R
- 材質：(本体) アルミ、(タイヤ) EVA、(バッグ) ポリウレタン (キルティングBK)、ポリエステル (ローズ柄R)



テイコブ リトルスリム (WAW04)

品番 SW-0999 ¥54,800

- 本体幅47cmでコンパクト
- サイズ：幅47×奥行58×高さ64～91cm (10段階調節)
- 座面高：48cm ●座面幅：23.5cm
- 前・後輪サイズ：直径15cm ●重量：約4.5kg
- 色：ネイビー・ブラウン
- 材質：(フレーム) アルミ
- 耐荷重：75kg



キュートミニ W

品番 SW-1000 ¥25,000

- 簡単操作のスリムカー。
- サイズ：幅40×奥行52×高さ82～94cm (5段階調節)
- 座面高：45cm ●座面幅：31cm
- 前・後輪サイズ：直径13cm ●重量：約3.9kg
- 色：フラワー・ペイント柄
- 材質：(フレーム) アルミ
- 耐荷重：100kg



アルト

品番 SW-0893 ¥25,500

- 量、おしゃれなコンパクトシルバーカー、コンパクトながらも大収納。
- サイズ：幅48×奥行54×高さ82.5～90cm
- 座面高：47.5cm
- 前・後輪サイズ：直径15cm
- 重量：5.0kg
- 色：格子NB・花柄BR
- 材質：(フレーム) アルミ
- 耐荷重：80kg



	対応段差	奥行
①	約 2.0cm	8cm
②	約 2.5cm	10cm
③	約 3.0cm	12cm
④	約 4.0cm	16cm
⑤	約 5.0cm	20cm

安寿段差スロープEVA

①#20 品番 SW-0840A ¥4,000


②#25 品番 SW-0840B ¥5,000

③#30 品番 SW-0840C ¥5,500

④#40 品番 SW-0840D ¥7,000

⑤#50 品番 SW-0840E ¥9,500

- 設置場所に合わせて、幅・高さをカッターナイフで簡単に切れます。
- 材質：EVA ●サイズ：幅76cm



	対応段差
①	2cm
②	3cm
③	4cm

室内用ラバースロープ

① 品番 SW-0864A ¥2,800

② 品番 SW-0864B ¥4,000

③ 品番 SW-0864C ¥5,200

- 床面に置いてもズレにくいゴム製。表面はスベリ止め加工済。ノコギリでカットできます。
- サイズ：幅80×奥行①8②12③16×高さ①2②3③4cm
- 重量：①1.2kg②2.5kg③4kg
- 材質：再生ゴム
- 付属品：両面テープ（6枚）・ネジ3cm（2本）



安心スロープ（フリーサイズ）

品番 SW-0865 ¥10,000

- 3~10cmの段差にお使いください。上部にねじ穴がありますので、固定できます。
- サイズ：34×80cm ●重量：3.2kg
- 耐荷重：120kg ●材質：アルミ



ワンタッチスロープ（2本1組）

品番 SW-0842 ¥65,000

- 調節しやすい長さ表示メモリ付。
- 持ち運びに便利な持ち手付き。
- 材質：アルミ合金
- 重量：15kg（1組） ●耐荷重：300kg（1組）

たちあっぷ

置くだけの簡易設置型手すり

CKA-01 品番 SW-1001A

¥48,200

- 重量/11.7kg

CKA-02 品番 SW-1001B

¥55,800

- 重量/15.5kg

CKA-03 品番 SW-1001C


¥65,400

- 重量/15.4kg

CKA-04 品番 SW-1001D

¥56,200

- 重量/16.0kg





## お 願 い

- ①掲載商品は一部非課税品を除き**税抜き価格**となっております。
- ②ご注文の際は型式番号でご用命下さい。
- ③品質改良、その他やむを得ない事情により、予告なしに商品の価格および仕様を変更する場合がありますので、あらかじめ、ご容赦下さい。
- ④特別注文も承っておりますので多少にかかわらずご相談下さい。
- ⑤医療機器のリスクに応じたクラス分類を記載しております。