



**水銀レス血圧計
スタンド型**
KA-270 **21,000円**
〔クラス1〕
20~300mmHg



水銀レス血圧計KM-380Ⅱ
ウォッシュブルカフ仕様
KA-269 **9,000円**
ブラダーカフ仕様
KA-269B **9,000円**
〔クラス1〕
20~300mmHg
●水銀を使わない血圧計(卓上型)
●バックライトで見やすいバー表示
●ウォッシュブルカフ標準装備
●軽量設計
●オートパワーオフ機能




**大型アネロイド血圧計
卓上携帯型**
ブルー KA-120B **15,000円**
ホワイト KA-120C **15,000円**
〔クラス1〕11B2X00021543001
測定範囲: 20~300mmHg
寸法: 幅165×奥行220×高さ150mm
全重量: 940g
材質: MTR-540(メーター部)/ABS樹脂



ゴム球
KA-104 **750円**



血圧計用シリコン管
KA-104C **900円**



腕帯ゴム袋入
KA-106 **1,700円**



ゴム袋(空気袋)
KA-105 **1,000円**



カラースコープ(シングル)
KA-204 **1,650円**
8色 A~H 材質: アルミ
主に血圧測定用

カラーダブルスコープ
KA-205 **2,100円**
8色 A~H 材質: アルミ

カラースコープ、カラーダブルスコープ共
8色とりそろえてございます。

A 白	B 紺	C 赤
D グリーン	E イエロー	F 黒
G ブルー	H ピンク	



**ナーシングフォネット
(ダブル)**
KA-271 **5,400円**

材質: [チェストピース] アルミニウム、
[耳管] 真鍮
抗菌・軽量・耳にやさしい聴診器(ダブルタイプ)



ドクターフォネット ネオ
KA-272 **35,000円**

材質: ステンレス
低音域から高音域にある微小な異常音を
聴き逃さない構造を追究。
振動板面・ベル面ともにパーツ交換を可
能にし、シーンごとに対応可能。



**ルーツェ氏
音叉 A**
KA-377
22,000円
108Hz 280mm



**脳外科用
音叉 C**
KA-378
13,000円
128Hz 220mm



**音叉
(ルーツェ氏 fis4)**
KA-343
12,000円
2896Hz 140mm



**音叉
(ルーツェ氏 C)**
KA-342
13,000円
128Hz 175mm

水銀レス血圧計・アネロイド血圧計・ゴム球・ゴム袋・聴診器・音叉



オムロン デジタル自動血圧計 HEM-1011

KA-191 **22,000円**

(クラスⅡ) 認証番号 218AGBZX00030000
 外形寸法：幅230×高さ217×奥行228mm
 本体重量：約1.6kg(電池/専用ACアダプタ含まず)
 適応腕周：17～32cm



シチズン 電子血圧計 CH453F

KA-168 **7,000円**

(クラスⅡ) 認証番号 221ADBZX00065000
 寸法：約130(幅)×53(高さ)×118(奥行)mm
 質量：本体 約240g(電池含まず) ソフトカフ 約130g



スマート・ミニ 血圧計 UA-621

KA-163 **10,000円**

(クラスⅡ) 認証番号 222AHBZX00024000
 本体寸法(W×D×Hmm)：85×127×82
 本体質量：約260g



シチズン 電子血圧計 CHUC615

KA-176 **8,000円**

(クラスⅡ) 認証番号 228ADBZX00031000
 寸法：105(幅)×122(奥行)×166(高さ)mm
 質量：約390g(電池含まず)、カフ(腕帯)約130g



上腕式血圧計 UA-1020B ACアダプター付

KA-166 **11,000円**

(クラスⅡ) 認証番号 224AHBZX00018000
 本体寸法：W140mm×D105mm×H60mm
 本体質量(乾電池を除く)：約285g



上腕式血圧計 UA-1030T (音声案内付)

KA-162 **12,000円**

(クラスⅡ) 認証番号 224AHBZX00019000
 本体寸法：W140mm×D105mm×H60mm
 本体質量(乾電池を除く)：約300g



テイラーハンマー式
打診器

KA-320

1,000円

19cm×5.2cm



テイラーハンマー式
打診器 (オレンジ)

KA-323

1,000円

19cm×5.2cm



バギンスキー式
打診器

KA-318

3,080円

22cm×φ4.7cm



ラビナー式
打診器

KA-317

1,980円

31cm×φ4.7cm



大貫式打診器

KA-307

3,300円

19cm×φ3.5cm
知覚針付



勝沼式打診器

KA-308


3,200円

18.5cm×φ4cm
知覚針・ブラシ付



東大式角度計
30cm


KA-305 12,200円



プラスチック
角度計

KA-306 4,500円

長さ33cm



プラスチック
角度計B

KA-313 3,500円

長さ19cm



プラスチック
角度計C

KA-314 5,000円


長さ10.5cm



ルーレット式
知覚計

KA-322 2,400円

長さ18cm



神中式整形用角度計

大 KA-373

11,200円



中 KA-374

10,800円



小 KA-375

9,700円



握力計 100kg用

KA-479 16,500円

アナログタイプ強化樹脂生型品
一般用(0~100kg)



デジタル握力計

KA-465 28,000円

デジタル液晶表示
5から100kg(0.110g単位)
単4乾電池×2 オートパワーオフ



筋硬度計 (アラーム付)

KA-480B 59,000円



測定いき値を
アラームでお
知らせします。

筋硬度計の画期的な機構

測定子が回転可能なボール状となっている
ことにより、移動させての連続計測が可能
です。また、測定子がボール状のため、接
触によるストレスもありません。

正確

測定値の偏差をなくすた
めに、押圧が一定になる
工夫がされています。

簡便

押圧し置き針の数値を
読むだけで筋硬度測定
が可能です。



【付属品】 ・専用ハードケース
・取扱説明CD-R
・専用ストラップ


打診器・角度計・知覚計・圧痛計・握力計・筋硬度計




遮眼子
KA-334 500円



視力表示棒
KA-335 1,200円



ランドルト式視力表
3m用 KA-316A 600円
5m用 KA-316B 600円
〔クラスI〕



視力表(山地式)
3m用 KA-330 600円
5m用 KA-330B 600円
〔クラスI〕

視力表・肺活量計・体重計・身長計



精密体重計(検定付)
KA-488 69,000円

- ボールタイプ
- 重力補整
- ひょう量(最大計量): 200kg(着衣量含む)
- 目量(最小表示): 0.05kg
- 機能: 表示固定/オートパワーオフ/プリセット風袋
- 主な付属品: ACアダプタ
- 製造国: 日本
- ※組み立てが必要です。



デジタル式身長計
KA-487 63,000円

- サイズ: 〈台座〉440×325×40mm
- 材質: アルミ、ABS樹脂、鉄
- デジタルカーソル
- ニッケル水素充電電池内蔵! 充電用アダプター(付属品)で繰り返し使用できます。
- アナログメモリ
- 支柱には定規も付いているので、急な電池切れにも安心です。



肺活量計
KA-403
75,000円
測定範囲: 500~7000cc、20cc単位
オールステンレス



ポケットブル肺活量計
KA-394
18,000円
測定範囲: 1000~7000cc、100cc単位
外材/ABS樹脂成型、一部アルマイトメッキ
内材/防蝕加工合金

体の4大構成成分の体水分・タンパク質・ミネラル・体脂肪や骨格筋、筋肉バランスなどを高精度に測定。

測定ガイド付き高精度体成分分析装置 ITO-InBody370⁺

KA-489 948,000円

本体+プリンター+プリンター台

- 使いやすさにこだわった機能
 - 独自技術により高精度・高再現性を実現
 - 見やすく分かり易い結果用紙と測定結果
- 定格電源: AC100~240V (50/60Hz) 1.2A
測定電流: 250μA
定格消費電力: 60VA
測定時間: 4秒(体重測定時)、45秒(体成分測定時)
電極法: 8点接触型電極
測定周波数: 20kHz、100kHz
重量: 20kg
サイズ: (W)460mm × (D)677mm × (H)1,020mm



集団健診に便利な身長計(手動)付き体組成計

手動身長計付き体組成計 DC-217A

KA-490 498,000円

- 身長、体重、体組成を同時測定(身長体重計としても使用可能)。
- 移動や収納に便利な伸縮式手動身長計を採用。
- USBポート、RS-232Cポート付きで、健診システムとの連携が可能。
※USBポートとRS-232Cポートの同時使用はできません。

測定方法: デュアル周波数4電極BIA法
測定周波数: 6.25kHz、50kHz
ひょう量(最大計量): 270kg(着衣量含む)
目量(最小表示): 0.1kg
身長測定範囲: 92.0~214.0cm

〈表示部〉
質量: 約1.5kg
サイズ: (W)270mm × (D)220mm × (H)78mm

〈計量部〉
質量: 約18.5kg
サイズ: (W)360mm × (D)632mm × (H)1,013~2,268mm



表示ボックススタンド OP-005

KA-491 38,000円

※表示ボックススタンドはオプションです。

治療点検索測定器



**治療点検索測定器
ココロケータ**

- ブルー KX-128 **14,000円**
- ピンク KX-128P **14,000円**

(クラスⅡ/特管) 認証番号 225AABZX00195000

光と音で知らせます♪

治療点の探索

微弱な探索電流により皮膚に刺激を与えることなく、治療点(低電気抵抗点)を探索します。

機器構成

本体、探索導子・握り導子

使用目的、効能又は効果

皮膚の電気伝導によって患者の皮膚で生じる導電率を測定及び確認すること。

機器原理

内部電源による治療点検索測定器で、微弱な探索電流により皮膚に刺激を与えることなく治療点(低電気抵抗点)を探索します。

- 定格電源：DC9V、006P型電池(6F22、6LR61または同等品)
- 出力電流：14.6 μ A(50k Ω)、13.3 μ A(100k Ω)、5 μ A(1M Ω)
- 出力電圧：0.73V DC(50k Ω)、1.33V DC(100k Ω)、5V DC(1M Ω)
- 出力周波数：DC
- 本体の寸法：幅61mm、高さ100mm、奥行き35mm
- ケーブル長：1.53m(導子の長さ含む)
- 重量：75g(本体のみ)、約185g(総重量)

見やすくなって新登場

◆ **マルチアングル機能**

スイッチひとつで表示方向を切り替えて読みやすくするマルチアングル機能を搭載しています。画面の明るさも調節可能で、さまざまなシーンに対応することができます。画面の明るさは10段階で調整可能です。

◆ **有機ELOディスプレイ**

数値が白く表示される有機ELディスプレイを採用しています。暗いところでも明るく見やすいのが特長です。



◆ **ECO設定**

指を入れると測定が開始し、指を抜くと自動で電源が切れるエコ設計です。

◆ **軽量&高機能**

電池を入れた状態で、約55gの軽量モデルです。医療現場での使用を想定した、高い測定精度と広い測定範囲を兼ね備えています。



測定イメージ



**パルスオキシメーター
オキシボーイ**

KA-573 **11,000円**

認証番号 230ALBZX00003000

※「Finger Out」のメッセージが表示され、約8秒後に自動で電源が切れます。

測定方法	2波長吸光度法	
測定範囲	SpO2 70~100%	脈拍数 30~250bpm(拍/分)
測定精度	SpO2 0~69%	規定しない
	70~100%	±2%
	脈拍数 30~99bpm	±2bpm
	100~250bpm	±2%
使用環境温度	+5~+40℃	結露不可
保管環境温度	-25~+70℃	結露不可
使用環境湿度	15~93%RH	結露不可
保管環境湿度	93%RH以下	結露不可
使用大気圧環境	700hPa~1060hPa	
水の浸入に対する保護の程度	IP22	
電源	単4形アルカリ乾電池(AAA)2本	
外形寸法	縦60mm×横32.5mm×高さ29.9mm	
重量	約55g(電池含む)	
ディスプレイ	有機ELディスプレイ	
EMC	IEC60601-1-2:2014に適合	
付属品	取扱説明書(保証書含む)、添付文書、単4形アルカリ乾電池2本	
保証期間	1年	

使いやすさと作業効率にこだわった、医療機関向け予測式体温計

わきで平均20秒の予測検温

医療機関での消毒を想定した、防水&アルコール消毒対応の樹脂仕様です。本体および収納ケースは丸洗いで済みますので、感染対策としても最適。清潔にご使用いただけます。
※JIS T1140:2005に適合した防曇形です。



**オムロン 電子体温計
MC-1600W-HP**

KA-263 **2,750円**

(クラスⅡ) 認証番号 223AGBZX00181000

- 本体質量/約14g(電池含む)
- 外形寸法/長さ136.8×幅20×奥行き12.7mm
- 電源/アルカリボタン電池LR41×2個
- 測定方式/予測・実測

額にかざして、スピード検温。

額から少し離れた位置で「はかる」を押すと、額の温度をもとに舌下温度*を表示します。

*舌下温度：棒式体温計を口にくわえた場合の温度。舌下よりも身体深部の温度により近い検温結果が得られます。



3種類の温度がはかれる!

- スプーンやお粥の温度に!
- カラダの温度に!
- お部屋の温度に!

暗いところでも見やすい 青色バックライトつき

覗きみやすい 日本語表記ボタン

- 非接触式
- スピード検温 最短1秒
- 3種類測定
- はかる 日本語ボタン

**非接触式体温計
パピッとサーモ**

KA-571 **9,980円**

認証番号 226AFBZX00029000
寸法: 約W47.6×H188.0×D29.0mm
質量: 約82g(電池含まず)

ココロケータ・パルスオキシメーター・体温計


痛みや不調の原因が見えてくる

- **痛みルートがみればわかる**
患者さんにも、わかりやすい
- **スポーツにも健康管理にも**
全身バランス 反応点も推測
- **いつもの治療器で自由診療**
低周波や温熱治療器をもっと活用



抹消神経の枝にそった不調を、指先から推測して、「痛みルート」として表示します。痛みルート、全身のバランス、反応点などを、詳細に推測しています

痛みの原因と思われる神経の枝や、その根もと、代謝の不調のようすを推測して、わかりやすく表示



げんきDAS


(げんき Data Acquisition System)

KA-486 1,280,000円

ゲンキダスは、手足の指先から自律神経の反応を推測し、げんき度として表示します。反応を参考にした治療と、局所治療など一般的な治療を、じょうずに活用することを目標としています。

新表示はわかりやすい！
使いやすい！

げんきDAS 検索



良導絡自律神経興奮性測定システム
ノイロシステムビジョン (NSV)

NSVスタンダード
KX-106C 740,000円

(クラスⅡ/特管) 認証番号 21600BZZ00612000

- **リアルタイムチャート表示・カルテ印刷**
MD21から測定部位情報に従って、測定結果をリアルタイムにチャート表示し、カルテの印刷をおこないます。面倒な手作業から開放されます。
- **データベース機能**
keirrakシリーズ共通のデータベース形式を使用して、個人情報、データ情報の管理を行います。
- **メモリーデータ処理**
MD21のメモリーデータを測定後一括受信して、各処理を行うことができます。コンピュータのないところでの測定も可能となります。

良導絡の測定、良導絡チャート自動作成、解析、データの保存など、コンピュータによる良導絡自律神経測定解析システムです。NSVスタンダードは測定したデータにより「症候情報」「健康情報」「食養生」等の解析機能や、調整点表示・印刷や関連筋肉の表示・印刷、過去データとの多重比較等の機能を持ち合わせています。NSVはデジタル測定・治療器(ノイロソフターDS-208S)とアプリケーション(ソフト)とのセットになります。Windows2000~Windows7対応(パソコン及びプリンタ等周辺機器は含まれません)



ノイロソフター DS-208S

KX-137 300,000円

認証番号 21600BZZ00612000

良導絡治療、ツボ探索可能な良導絡デジタル測定・治療器です。測定は定時限でなされ、数値をメータにホールドし正確な測定ができます。ノイロシステムビジョン(NSV)との接続測定・治療器になります。探索(測定・治療)導子・握り導子付き。(部品の供給状況により、生産台数が限定的なため当方はNSV専用器となります) ※画面左の探索導子はオプションです。8,000円

消耗部品: 探索導子セット24,000円 握り導子セット5,400円
握り導子のみ3,400円 コードのみ4,000円



ノイロソフターDS-209

KX-138 150,000円

認証番号 21400BZZ00563000

高精度・広角の大きなメータを使用し、省工設計(単2×4本)で音響治療点探索装置付き。斬新なデザインで小型・軽量・堅固、携帯・往診にも便利です。探索導子・握り導子付き。

※画面左の耳探索導子はオプションです。1本4,000円

消耗部品: 探索導子セット8,000円 探索導子のみ4,000円 コードのみ4,000円
握り導子セット7,400円 握り導子のみ3,400円 コードのみ4,000円



ロイヤルエイト

KX-136 62,000円

(クラスⅡ/特管)

超小型、軽量。

ツボ音響探索機能を持っており、良導絡測定、良導絡治療もこれ1台で可能です。探索導子、にぎり導子付 W155mm×D102mm×H55mm 650g

※にぎり導子のコードは赤色です。

消耗部品: 探索導子セット6,000円 探索導子のみ4,000円
コードのみ2,000円 握り導子セット5,400円



自律神経測定器 IW-zen

KX-103 92,000円

(クラスⅡ/特管)

良導絡測定・治療の基本となるモデルです。ツボ音響探索機能、探索導子、にぎり導子、耳診導子、キャリングケース、良導絡チャート、生理的範囲作成用スケール、良導絡の基礎知識付。W20cm×D15cm×H7cm 約2kg(本体部)

消耗部品: 探索導子セット6,000円 探索導子のみ4,000円
コードのみ2,000円 握り導子セット5,400円



良導絡調整針管 FR針管

1寸6分:5cm針用 5,800円

FR(ストッパー付)-5 KX-111

MR(ストッパー無)-6 KX-111B

(クラスⅠ)

良導絡治療のためのオリジナルな針管です。細い針でも刺入が簡単で、刺入時の痛みも軽減できます。治療時に針に直接触れないので清潔で、雀啄や捻針も容易に行えます。誤って術者の指先や針先を傷つけないようにストッパーを付けました。ストッパーなしのMRタイプもあります。オートクレープ可、金属ケース付。2寸針用のFR(MR)-6もご用意します。

Connect to SONON



Android・iOSに対応

対応機器を選ばない為、あらゆるユーザーのニーズに応えます。



Wi-Fi 無線接続

エコー本体とモバイル端末(スマートフォンやタブレット端末)を無線で接続できる事は、コードの煩わしさから使用者を開放し、有線機器で起こるトラブルを回避する事が出来ます。

モバイル&高画質

携帯性を実現しながら、画像診断装置の生命線である画質も一切妥協する事なく高精度な検査を行う事が出来ます。

PACS対応

PACS (Picture Archiving and Communication Systems) 医療用画像管理システムに対応。画像データをネットワークを通じて管理できます。

超音波画像診断装置
SONON 300L

KA-492 **1,480,000円**

(クラスII/特管) 認証番号 230AGBZX00093000

付属品: SONON本体充電器 1個、電源コード 1本、バッテリー(1個は本体に実装) 2個、バッテリーチャージャー 1個
※スマートフォン、タブレット端末は別売り

周波数	5MHz 7.5MHz 10MHz
Max深度	10cm
外形寸法	78mm×229mm×38mm
質量	370g (バッテリー含む)
イメージングモード	Bモード・カラードップラーモード
視野幅	4cm



超音波もWi-Fi時代へ...
そしてリーズナブル
スタイルへ!!



「観る」から「見せる」時代へ

超音波画像計測はここまで進化した!!

小型可動式でリーズナブルな「FAMUBO」が登場。


「いつでも」「どこでも」「誰でも」スピーディーに取扱うことができます。大型・高額機種種の画質に劣ることなく、画像も見やすく可動性に優れ、お手持ちのタブレット、スマートフォンと繋ぐだけで超音波画像計測機器に早変わりします。Wi-Fiで持ち運びも便利で屋内外を問わず様々な環境でご使用が可能です。画像もメールにて手軽に配信ができ、コミュニケーションツールとしてご活用いただけます。

コンパクトサイズで持ち運び可能

「いつでも」「どこでも」「誰でも」簡単アプリ操作

リーズナブル価格で自分だけの1台

鮮明な画像でカウンセリングサポート



- 製品仕様
- FAMUBO本体
- USB充電ケーブル
- 電源コネクター
- 充電スタンド
- ハンドストラップ
- 超音波検査用ゲル(1本)
- FAMUBOゲルパッド(3個)

※iPad/Android等の端末は付属しません。

超音波画像計測装置(脂肪・筋肉)
FAMUBO (ファンボ)

KA-493 **640,000円**

非医療機器

サイズ: 本体60(W)×24(H)×156(L)mm 重量: 0.3kg バッテリー: 連続使用3時間
プローブ: [10MHz/12MHzタイプ] ... 128elements/32channels ヘッド幅: 28mm 測定深度: linear 20-50mm/Display Modo B
[7.5MHz/10MHzタイプ] ... 128elements/32channels ヘッド幅: 40mm 測定深度: linear 40-100mm/Display Modo B
動作環境: iPad mini 4以降 / iPad air 2以降 / iPad Pro 以降 iPhone 5以降 / Android 6.0以降
(※一部機種に関しては推奨バージョン以上でも動作しない可能性があります。)

モアレ式体型観察撮影装置 脊柱や筋の歪による形態異常を等高線で簡単に検出



モアレ式体型観察撮影装置はモアレ格子により等高線をつくり、身体を三次元表示するものです。従来の視診法や単なる写真撮影に比べ、正確な立体計測と記録ができ、また、X線撮影と異なり何回使用しても全く危険性はありません。このため児童の側彎の観察や、筋肉や骨格の歪にもとづく、さまざまな身体のアンバランスの測定記録装置としてスポーツ、医学、歯学、整体、整骨、東洋医学など各方面で広く使用されています。


モアレトポグラフィー MT-2 (業務用)

KA-431 **650,000円**

AC100V サイズ1210×460×1690mm
重さ75kg
※写真のカメラは付属しておりません。

(消耗品) 交換用光源ランプ

KA-431B **9,000円**



※デジタルカメラによる保存可

滅菌・消毒

簡単操作 使い慣れたセミオート



小型卓上型高圧蒸気滅菌器
サンクレーブ SUN-1500

KF-332 315,000円 [半自動]

[クラスII/特管]
本体サイズ：間口340mm×奥行465mm×高さ286mm
缶体寸法：φ150mm×270mm
仕様温度：132℃(0.2MPa)
乾燥方法：ヒーター加熱方式
消費電力：～100V 50/60Hz 650W
重量：約10kg 貯水タンク容量：2ℓ



小型卓上型高圧蒸気滅菌器
サンクレーブ SGC-1500

KF-333 378,000円 [全自動]

[クラスII/特管]
本体サイズ：間口358mm×奥行505mm×高さ285mm
缶体寸法：φ150mm×270mm
仕様温度：132℃(0.2MPa)
乾燥方法：ヒーター加熱方式
保護装置：過圧、空焚、過電流
滅菌時間：10分 乾燥時間：10分
消費電力：～100V 50/60Hz 770W
重量：約16kg 貯水タンク容量：2ℓ



スーパークレーブ HE220
(ワンタッチ全自動) オートロック

KF-325 460,000円

[クラスII/特管]
W440×D482×H367mm φ220×D330mm
AC100V 50/60Hz 1200W 重量28kg

オートクレーブ・殺菌線保管庫・超音波洗浄器



シチズン超音波洗浄器

KF-115 15,000円

サイズ：(本体)約217×120×113mm
●2つの振動子を持つ強力洗浄。左右別々の物を洗浄するにも有効です。
●5段階オートタイマー機能
●過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)が付いた安全設計
●取り外し可能電源コード



殺菌線保管庫 SC-4

ホワイト KF-318 66,000円

シルバー KF-318B 66,000円

GL10W×2本、W48.5×D31×H46cm



殺菌線保管庫 SC-5

ホワイト KF-319 39,800円

シルバークレー KF-319B 39,800円

ライトパープル KF-319C 39,800円

GL10W×1本、W39×D24×H38cm



超音波洗浄器 KS-120N

KF-112 65,000円

外寸法：W263×D163×H225mm
槽寸法：W235×D140×H100mm
出力：60W 周波数：28kHz
タイマー：0～15分 電源：AC100V
消費電力：100VA 重量：3.0kg
付属品：カゴ



超音波洗浄器 KS-190N

KF-113 115,000円

外寸法：W323×D260×H265mm
槽寸法：W300×D235×H150mm
出力：180W 周波数：28kHz
タイマー：0～15分 電源：AC100V
消費電力：200VA 重量：8.5kg
付属品：カゴ



超音波洗浄器 KS-606N

KF-114 38,000円

外寸法：W173×D160×H185mm
槽寸法：W153×D140×H65mm
出力：60W 周波数：28kHz
タイマー：0～15分 電源：AC100V
消費電力：100VA 重量：2.5kg
付属品：ピーカー



エルク滅菌パックは、蒸気滅菌・酸化エチレンガス滅菌の両用に使用できます。

エルク滅菌パックは、片面に透明着色フィルムを採用しておりますので、シールされた部分がかっきりとブルーのラインになり、万一シール不完全の場合でも一目でわかります。

エルク滅菌パックは、滅菌後の細菌侵入を防止し、長時間無菌状態を保持します。

エルク滅菌パック (ロールタイプ)

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 5cm×200m | 15cm×200m |
| KF-321A 5,600円 | KF-321D 16,700円 |
| 7cm×200m | 20cm×200m |
| KF-321B 7,800円 | KF-321E 21,600円 |
| 10cm×200m | |
| KF-321C 11,200円 | |

未処理
(ERシリーズの滅菌による色変化)
ELK BAG ER-050
高圧蒸気滅菌済：青色→茶色
E.O.G 滅菌済：黄色→ピンク



※滅菌パック用シーラー(別売)が必要です。



▲鍼そうかんホルダーを入れた場合の使用例です。

滅菌パック (200枚)

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| SA-3 20cm×9.5cm | SA-4 20cm×11cm |
| KF-313A 1,900円 | KF-313B 2,200円 |



滅菌パック用シーラー

- KF-312 **22,000円**

滅菌パックを熱により圧着させる器具。シーラーにより圧着後、オートクレーブ等で消毒いたします。



紫外線 (殺菌ランプ)

- | | |
|------------------|-----------------------|
| GL15W (長) 45cm | KF-208 3,500円 |
| GL10W (短) 33.5cm | KF-209 3,000円 |
| GL6W 21cm | KF-206B 1,600円 |



点灯管 (グロウランプ)


- FG-7P
KF-210 **300円**



煮沸兼用針筒

- (大) 10×1.3cm 1寸6、2寸用
KH-412 **1,200円**
(小) 8×1.3cm 1寸、1寸3分用
KH-413 **1,100円**

※消毒時はフタを外すか、キャップの穴をあわせて使用します。



ニードルホルダー滅菌パック付

- KH-445 **2,200円**
11.5×3.8cm ステンレス製
滅菌パックに入れたまま携帯できます。
鍼は1~20本、鍼管は1~3本収納できます。



簡易型卓上煮沸消毒器 MM-02

- KF-105 **20,000円**
[クラスII / 特管]
27×12.5×6cm (パイプヒーター式)
500W

滅菌パック・滅菌パック用シーラー・滅菌ランプ・煮沸兼用針筒

KANAKEN



KN ディスポはり皿 (100枚入)

KH-450 **1,000円**

1箱100枚入 (10枚入×10)
長さ110mm×幅65mm×高さ8mm

- ディスポはり皿は一人の患者様1回限りの使用にしてください。使用後は廃棄してください。
- 外箱及び内袋等の包装に破損、汚損がある場合は使用しないでください。
- 衛生的な場所で保管してください。水ぬれ、直射日光、高温多湿な場所はさけてください。
- 使用期限の過ぎたものは使用しないでください。

エチレンオキサイドガス殺菌
STERILIZED WITH ETHYLENE OXIDE GAS

100枚入
10枚入×10

KN ディスポはり皿 DISPOSABLE ACUPUNCTURE TRAY

はり皿・シャーレ・セパレートケース・試験管



はり皿 (大)

KH-404 **1,200円**

13.5×7cm ステンレス製



はり皿 (中)

KH-405 **1,100円**

13×6cm ステンレス製



はり皿 (小)

KH-406 **1,000円**

12×5cm ステンレス製



鍼シャーレ波型

KH-444 **800円**

13.5×4.5cm ステンレス製

シャーレのフタ (右側)

KH-444B **800円**

フタ付セット

KH-444C **1,400円**



舟型波付 針シャーレ (大)

KH-401 **1,300円**

13.9×8.9cm ステンレス製



舟型波付 針シャーレ (小)

KH-402 **1,200円**

12×6.4cm ステンレス製



舟型シャーレ

KH-442 **850円**

11×3.5cm ステンレス製



セパレートケース SL型

KH-407B **13,000円**

21.5×12×3cm ステンレス製
サイズ別収納



ガラス管 (耐熱性) (10本)

KH-417C **1,200円**
外径16.5×100mm ゴムキャップ付



プラスチック管 (A) (針入れ) 丸底 (20本)

KH-417A **2,000円**
外径14×100mm



ハンドラップ
KF-509 **2,000円**
150cc



※キャップの色が赤からオレンジに変更になります。



アルコールノズル
KF-509B **2,000円**
ノズル、キャップのみ
(アルコール容器は別)



指頭消毒器 (大)
KF-101 **1,900円**
9×7×2.3cm ステンレス製



指頭消毒器 (小)
KF-102 **1,600円**
7.5×6×1.8cm ステンレス製



万能ツボ (ガラス) 500cc
(茶) (透明)
KF-514 **2,000円**
9×11cm

KF-513 **2,000円**
9×11cm

万能ツボ (ガラス) 250cc
(茶) (透明)
KF-514B **1,600円**
7.5×9cm

KF-513B **1,600円**
7.5×9cm



ステンレス万能ツボ ステンレス製
(大) KF-521 **1,950円**
8×9cm、500cc



(中) KF-522 **1,650円**
7×7.5cm、250cc



(小) KF-523 **1,400円**
5×6cm、125cc




鉗子立 ハカマ付
(大) KF-539 **1,850円**
9×15.5cm



ステンレス製
(中) KF-540 **1,650円**
7.5×12cm



(小) KF-541 **1,450円**
6×10cm



ガラスシャーレ (軟質ガラス製)
(大) KH-429 **1,520円**
φ15×2.1cm
(中) KH-428 **1,080円**
φ12×1.8cm
(小) KH-427 **460円**
φ9×1.8cm



プラスチックシャーレ (10ヶ)
KH-426 **1,300円**
φ9×2cm



ステンレスシャーレ
KH-424 **1,600円**
φ12×2.3cm
ステンレス製
KH-423 **1,040円**
φ9×2cm
ステンレス製

煮沸用シャーレ
KH-425 **700円**
φ9×2cm (穴アキ)
ステンレス製

ハンドラップ・アルコールノズル・指頭消毒器・万能ツボ・シャーレ



針灸具バット ステンレス製

- (手札) 15.8×12.8×2.5cm
KH-418 1,000円
- (キャビネ) 21×17×3cm
KH-419 1,300円
- (21枚取) 24.8×20.7×3.8cm
KH-420 1,700円
- (15枚取) 29.7×23.2×5cm
KH-421 2,200円
- (12枚取) 32.5×26×5.3cm
KH-422 2,800円



針具皿 ステンレス製

- (8インチ) 14×20×1.5cm
KH-409A 700円
- (9インチ) 15.5×22×1.5cm
KH-409B 800円
- (10インチ) 17.5×26×1.6cm
KH-409C 900円
- (11インチ) 20.5×28.5×1.7cm
KH-409D 1,000円



フタ付バット ステンレス製
(両面使用可)

- 1号 21×15×4cm
KH-430 3,300円
- 2号 24×18×4cm
KH-431 3,800円
- 3号 27×21×4cm
KH-432 4,300円
- 4号 30×24×4cm
KH-433 5,200円
- 5号 33×27×4cm
KH-434 6,500円



膿盆(大) ステンレス製

KF-517 800円
22.5×12.5cm




膿盆(中) ステンレス製

KF-516 700円
21.5×11.5cm



膿盆(小) ステンレス製

KF-515 600円
20×10.7cm



綿球容器 ステンレス製

- KF-527 2,100円 φ14×7.5cm
- KF-526 1,450円 φ12×6.3cm
- KF-525 1,150円 φ10×5.7cm
- KF-524 1,050円 φ9×5.5cm



カスト ステンレス製

- (大) KF-520 4,900円 直径15cm
- (中) KF-519 4,600円 直径12cm
- (小) KF-518 4,400円 直径9cm



蝶番付消毒盆 ステンレス製

KH-441 7,000円
27×21×7cm



湿布缶 ステンレス製

- 8×10cm KF-528 2,200円
- 9×11cm KF-529 2,350円
- 12×15cm KF-530 3,700円
- 9×9cm KF-532 1,400円
- 10×10cm KF-533 1,750円
- 12×12cm KF-534 2,400円
- 14×14cm KF-535 3,000円

バット・膿盆・綿球容器・カスト・蝶番付消毒盆・湿布缶

先端の皮膚保護クリーム



**お仕事の前に塗る
プロテクトX2の
手荒れ防止効果を
実感してみてください。**



**ハンドケアは予防が決め手
特に重要な3つの特長**

1.保護作用を強化しました
従来の皮膚保護クリームには見られない、保護膜成分を3種類配合した製品です。手洗い・消毒による皮膚への刺激を、しっかりブロックします。

シリコン フッ素 PVP

2.皮膚をすこやかに保ち、うるおいを与える成分を配合しました
医薬部外品としての有効成分を2種類配合して、ひび、あか切れ、しもやけを防ぎますので、いっそうすこやかな手肌で医療・介護業務にお取り組みください。

グリチルレチン酸ステアリル 酢酸コフェロール

3.爽やかな使用感を実現しました
保護効果と使用感のバランスを取ることに難しさを解決しました。さらさらとしつりの絶妙なバランスを実感してみてください。

匂いがほとんどない ベタつきがとても少ない

予防こそ最大の効果

予防こそ最小のコスト

プロテクト X2 (240ml)
KF-275 **3,700円**



**様々な処置や検査に使える
レギュラータイプ**

- ラテックス(ゴム)は使用していませんので、アレルギーの心配がありません。
- ノンパウダーなので、手荒れの心配がありません。
- ラテックス手袋のような薄さでフィット感があります。
- 伸縮性・耐久性・薬剤耐性に優れた合成ゴム素材の手袋です。
- 指先の滑り止め加工により、様々な環境で高いグリップ力を発揮し、作業性に優れます。
- カラーは使用しやすいホワイト。
- 4規格から選べて作業性が向上します。
- 規格ごとに色分けされた箱(SS:イエロー、S:ブルー、M:ピンク、L:グリーン)で、使いたいサイズを一目でセレクト!
- 左右兼用

タケトラ®
ニトリル手袋 (200枚入)
KF-230 **2,200円**



SS 240mm × 78mm
S 240mm × 85mm
M 240mm × 97mm
L 240mm × 106mm



**極薄素材を採用し、
しなやかなフィット感を実現**

ラテックス手袋のような“しなやかさ”、細かな作業に適した“フィット性”、バリア性能に優れた“耐久性”を兼ね備えたニトリル手袋ですので、業務用として幅広い用途でお使いいただけます。

- 指先すべり止め加工で作業しやすい
- 伸縮性・耐久性にすぐれ、手にぴったりフィット
- パウダーフリー・ラテックスフリー
- 左右兼用で、無駄なく使える

サラヤ ニトリルグローブ
ソフトフィット (250枚入)
KF-294 **1,600円**



XS 230mm × 75mm
S 230mm × 85mm
M 230mm × 95mm
L 230mm × 105mm
厚み
指先 0.06mm 掌 0.05mm



針の刺入の際、
親指と人指指に装着

**クリーンフィンガ
(ラテックス製)**

Sサイズ (1袋4指入×100袋入)
KF-274 **5,000円**

内径 約15mm、厚さ 0.1mm、長さ 63mm

Mサイズ (1袋4指入×100袋入)
KF-223 **5,000円**

内径 約18mm、厚さ 0.1mm、長さ 63mm

Lサイズ (1袋4指入×80袋入)
KF-224 **5,000円**

内径 約20mm、厚さ 0.1mm、長さ 70~75mm



指サック (1000個入)

大 KF-295 **4,000円**

小 KF-296 **4,000円**



**New トウパービアンカ S
(ペーパータオル)**

1箱7,000枚入り (200枚×35袋)

KF-293 **7,000円**

サイズ: 220×170mm (2つ折)

再生紙

※初回注文の場合、ペーパーホルダーがサービスで付きます。▶



**ペーパーホルダー
PH400**

KF-243B **1,800円**

サイズ: W24.5×D10.5×H22.5cm
重さ: 600g
ペーパータオルが最大400枚セット可能
PVC製

プロテクトX2・手袋・指サック・ペーパータオル

医療機関・各種研究所・作業現場で活躍



不織布3層構造

ゴムかけタイプ

BFE値95%以上

サージマスクT 男性用 (50枚入)

KF-584 **1,850円**

カラー：ブルー
9cm×17cm

- ストラップにはソフトウーリーゴムを使用。長時間でも耳が痛くなりません。
- 細菌遮断効果のある特殊フィルターの使用で、感染を予防します。



不織布3層構造

ゴムかけタイプ


BFE値95%以上

サージマスクT 女性用 (50枚入)

KF-585 **1,850円**

カラー：ピンク
9cm×15cm

- 女性のフェイスラインに沿うように作りました。
- ナース・歯科衛生士の方に最適です。



血液・体液の飛散、飛沫感染から医療従事者を守ります

細菌・微粒子バリア性と液体バリア性に優れた不織布3層構造です。



外側・内側
(スパンボンド不織布)

軽くて強度がある不織布を使用。液体バリア性が高く、血液・体液等の侵入を防ぎます。顔にふれても毛羽立たないすべすべした肌触りのよい不織布です。

**サラヤサージカルマスク
ホワイトF (50枚入)**

KF-613A **500円**

フリーサイズ：175mm×95mmサラヤ

**サラヤサージカルマスク
ピンクS (50枚入)**

KF-613B **500円**

Sサイズ：145mm×95mm

**サラヤサージカルマスク
ピンクF (50枚入)**

KF-613C **500円**

フリーサイズ：175mm×95mm

素材：ポリプロピレン不織布(本体、フィルター)
ポリエステル(イヤープバンド)
ポリエチレン(ノースピーズ)



細菌・ウイルス対策に



**ウィル・ステラ
VHジェル (40ml)**
KF-291A **200円**



**ウィル・ステラ
VHジェル (250ml)**
KF-291B **900円**



**ウィル・ステラ
VHジェル (500ml)**
KF-291C **1,510円**

ノンエンベロープウイルス*を含む、幅広い微生物に効果的

アルコールベースの手指消毒剤です。PHを酸性に調整しており、ノンエンベロープウイルスを含む幅広い微生物に作用します。

*脂質膜構造を持たず、一般的に消毒剤抵抗性が高いウイルス

使い心地のよい低粘度ジェル

のびが良く、手指にすばやく広がります。べたつかず、さらっとした使い心地で、使用後も作業の妨げになりません。

手荒れに配慮

保湿成分としてグリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、アラントインを配合し、手荒れに配慮しています。

国際的な標準試験法に基づいた効力評価を実施

日本環境感染学会の指針で勧められている欧州や米国における標準試験法に準じた試験方法で有効性を評価しています

サージマスク・サージカルマスク・ウィルステラ

医薬品 **速乾性手指消毒剤**
ヒビスコールS

忙しい中で行われる手指消毒は、簡便で、効果の確実なことが重要です。サラヤのご提案「ヒビスコールS」と専用の「加圧噴射式手指消毒器」による噴射法は、この条件に適した手指消毒法です。

ヒビスコールSの特長

速乾性手指消毒剤ヒビスコールSは、グルコン酸クロルヘキシジン0.2%、エタノール溶液であり、幅広い各種微生物に対して殺菌効果を発揮します。さらに、特にすぐれた2種類のエモリエント剤が配合されており、エタノール蒸発後に効果的な残留抗菌活性が得られ、使用感がきわめて良く、手荒れのおそれはほとんどありません。専用のサラヤ手指消毒器で手指に加圧噴射して、十二分な量を付着させ、指先や爪の間、手のひら、甲、手間などにくまなく塗り込みますと、確実十分な手指消毒効果が得られます。

仕様

成分	全成分表示 有効成分：グルコン酸クロルヘキシジン 溶剤：エタノール 湿潤剤：アジピン酸ジイソブチル アラントイン 安定剤：ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸グリセリル	効果効能	手指の消毒
		使用方法	そのまま使用する。
規格		外観	無色透明液体
		臭気	エタノール臭
		比重	0.855~0.875 (d 15)
		濃度	滅菌剤濃度 0.18~0.22%

携帯用

バッグにポケットに携帯に便利なサイズ。ノンガススプレーボトルに入っています。



ヒビスコールS (150ml)
801-100 **1,210円**

噴射ポンプ付

おむつ交換時などにキャリーに載せれば、こまめな消毒ができます。また、オプションパーツの使用で壁付型・肘押し型・手摺型としてもご利用いただけます。



ヒビスコールS (500ml)
801-101 **2,200円**

●オプション：壁付ホルダー
肘押しホルダー
手摺ホルダー



ヒビスコールS (1ℓ)
801-102 **3,690円**

●サラヤ自動手指消毒器
HC-400用ディスプレイボトル

補充用

カートリッジ式の消毒器の薬液補充に。HDI-2000の消毒液用カートリッジ。



ヒビスコールS (5ℓ)
801-103 **16,500円**

噴射ポンプ付

速乾性手指消毒剤

指定医薬部外品

ヒビスコールSH

火気厳禁

クロルヘキシジングルコン酸塩を0.1w/v%含有する無色のエタノール溶液。



ヒビスコールSH (500ml)
KF-277 **2,200円**



ヒビスコールSH (1ℓ)
KF-278 **3,690円**

**ベッド廻りを
これ1枚で
洗浄・除菌**

- ①エタノール
 - ②第四級アンモニウム塩
 - ③アルカリ剤
- 3つの成分が
相乗作用を
発揮します!!**



サラサイド除菌クロス (80枚入)

KF-286A **500円**
サイズ：140×210mm/1枚

ヒビスコールS・ヒビスコールSH・サラサイド除菌クロス

手指の消毒がカンタン確実



今一番使われています!

ハンドサニターS (1ℓ ポンプ付)
KF-507A 1,650円

手指の消毒・洗浄がカンタン確実にできる。
φ97×175mm
重量約1kg

噴霧式



センサー感知、ノータッチで消毒液を噴射・吐出する据置タイプの手指消毒器です。

医療従事者向



※ヒビスコールS(1ℓ)は別売です。

自動手指消毒器 HDI-9000
KF-279A 25,000円

外形寸法: W250×D292×H256mm
製品質量: 約2.2kg(梱包、付属品、ボトルおよび薬液は除く)
電源: アルカリ乾電池(単1×4本)
(別売オプション品)

手を介した交差感染を防ぐ決め手は、手指を確実に消毒することです。自動手指消毒器「HDI-9000」はセンサー感知で消毒液を自動噴射・吐出します。手を触れずに消毒液を手にとることができ、手指のなかでも忘れがちな指先まで確実に消毒できるので、交差感染防止に最適です。



壁付ホルダーHDI用
KF-279B 8,800円

壁に固定してお使いいただけます。
※本体が固定されますので、必ずACアダプターにて電源供給を行ってください。

ACアダプター
KF-279C 5,600円

入力: AC100V~120V 50/60Hz

ハンドサニター・自動手指消毒器・タイサリート・スクラビイン・タイフレッシュ



殺菌消毒、清浄・石鹸液
タイサリートプラス (4ℓ)
KF-284C 6,600円

サリチル酸 配合



殺菌消毒、清浄・石鹸液
タイサリートプラス (500ml)
KF-284A 1,200円

サリチル酸 配合



タイサリートプラス
詰め替用
KF-284B 4,200円

480ml×4袋 サリチル酸 配合



噴霧式

スクラビイン
4%液 (1ℓ ポンプ付)
KF-239J 4,400円

手指の消毒・洗浄がカンタン確実にできる。
φ97×175mm、重量約1kg



- イルガサンDP300によりウイルスの不活化
- 器具を守り、血液、タンパク質等の汚れを落とす器具専用洗浄液
- 超音波洗浄器と併用



器具防錆清浄液
タイフレッシュ・エースNeo (4ℓ)
KF-285B 12,800円

イルガサンDP300 配合

器具防錆清浄液
タイフレッシュ・エースNeo (2ℓ)
KF-285A 6,500円

イルガサンDP300 配合



衣類用洗浄剤
タイフレッシュ・ユニV (2ℓ)
KF-215C 3,800円

イルガサンDP300 配合



タイフレッシュ・アルコール液 (2ℓ)
KF-292 5,400円

成分: NAP30、エタノール、イソプロピルアルコール、その他

<イルガサンDP300>

イルガサンDP300は広範囲の抗菌スペクトルをもつ優れた殺菌消毒剤であり、低濃度でグラム陽性菌、陰性菌およびカビ菌などに対して有効です。皮膚刺激や毒性がなく、安全性の高いことが各種試験によって明らかにされています。皮膚に使用する場合、皮膚上の通過菌を除去すると同時に常在菌を制御し、皮膚に対する親和性により洗浄後も作用が持続します。また、**B型肝炎ウイルスに対する不活化作用**が報告されて以来、広く医療関係で利用されています。

世界各国のオリンピック選手がベストコンディション作りに愛用

エミューオイル
100%



※関節などに擦り込むようにして
使うマッサージオイルです。



天然100%だから
体にやさしい



少量で良くのびる!
浸透性抜群だから
べたつき感が残らない

筋肉の奥まで浸透し、
故障個所を正常な状態に戻す。
筋肉の疲れを翌日に残さない。

【使用方法】

- マッサージオイルとしてアイシングや各種治療法手技と併用
- 温熱治療に超音波・各種治療器に併用 etc.

オーストラリアの先住民アボリジニが4万年前から、傷の治療、痛みの除去、筋肉痛の軽減等あらゆる炎症の秘薬として使用していたのがエミューオイル。2000年シドニーオリンピックではこのオイルを愛用していたトレーナーの担当するオリンピック選手達が試合に万全の体制でのぞむことができ、更に多くのメダルを獲得したことで話題となりました。

- 当オイルにアロマオイルや通常ご使用の軟膏等を混ぜてお使い頂いてもOKです。
- 乾燥の季節、お風呂に2〜3滴入れて入浴すると肌にうるおいを与えます。

オイルオブ・エミュー

S (20ml)	KF-621A	1,800円
M (85ml)	KF-621B	3,500円
L (285ml)	KF-621C	8,950円
LL (1000ml)	KF-621D	26,000円

ユーカリプタスブレンド

120ml	KF-621E	3,600円
-------	---------	--------

ユーカリの香りがするブレンドタイプのエミューオイル

肌に潤いを与え、マッサージとの相乗効果で痛みや硬さを和らげる

全身のつながりを大切に、穏やかなストロークを描く

お風呂上がり、汗ばんでいるときに、お肌を清潔に保ち、サラッとした感覚で肌をマッサージいたします。

リーズナブルな業務用オイル
(オイルマッサージ専用)

- しっとりとしたなめらかなお肌を保ちます。
- アレルギーの少ない無臭タイプ。
- 業務用には最適なコストパフォーマンス。

【鎮静】

オイルのような滑りを再現しつつ、扱いやすさを目指したマッサージクリームです。アロエベラ葉エキスやカッコンエキスなど、肌にやさしい植物プラセンタエキスを配合し、拭き取りもほぼ不要のためしっかりと肌に潤いを与えることができます。往療時にも活用できます。

【補修】

RMDマッサージジェルは豊かな伸びが特徴です。しっとりとした心地よい密着感と、極上のとろけるような質感で、肌の緊張を丁寧にゆるめていきます。ラベンダーやレモンの精油を配合しており、外出先でも気軽にアロママッサージが可能です。

CIANA ST
マッサージクリーム 200g
KF-615 1,900円

CIANA RMD
マッサージジェル 200g
KF-623 3,200円

ベビーパウダー
シェーカー 100g
KF-587 300円

ベビーオイル 1,000ml
KF-577 1,800円

成分

ミネラルオイル、スクワラン、ホホバ油、オリーブ油、アボガド油、ハイブリッドサフラワー油

古くて新しい自然の恵み

ビワの葉の成分はブドウ糖、ショ糖、果糖、マルトース、でんぷん、デキストリン、酒石酸、クエン酸、りんご酸、アミグダリン、タンニン、サポニンなどで、なかでもアミグダリン等の有効成分が、あらゆる病気の原因となりうる汚れた血液を浄化していくことにより、諸器官の動きを活発にし自然治癒力に好影響を及ぼすと解明されております。

ビワエキスジェル

内容量 250g	KF-567	3,500円
6本入り1箱	KF-567B	21,000円

全身に使える
美容オイル

スクワランは、深海にすむサメ類の肝油からとれる無添加、無色、透明のオイル。人間の表皮脂質にも含まれ、肌への浸透性が高く伸びがあります。エステスクワランはそのまま美容オイルとして利用していただくことが出来ますが、ナチュラルボディオイルに混ぜて使っていただいても良いと思います。乾燥時期やお風呂上りにお肌や髪の毛につけていただくと潤いができます。



スクワラン(業務用) 1,000mL
KW-638A 15,000円



箱入詰め替え用
タルク 500g
KF-504 850円

エミューオイル・マッサージクリーム・スクワラン・タルク

一光のスキンクリーム 特長

11種類のハーブエキス配合。
お肌によい植物エキスばかりを集め、クリームにしました。

ご家族みんなのスキンクリーム。
子供からお年寄りまで、年齢性別、時と場所を選ばない優しいクリームです。

ハンド&ボディ、全身をケア。
水仕事のあと、お風呂あがり、お休み前にと、全身にご使用いただけます

プロとの共同開発。
美容・医療関係のプロの声を汲み上げて作り上げました。

馬油配合で、とてもしっとりつるつる。
馬の油は人の皮脂に近い油のため、肌へのなじみは抜群。

無香料・無着色。
馬油の匂いはありません。不必要な着色も一切していません。

こっぴりなのに、べたつかない。



一光のスキンクリーム 65g

KF-618 **980円**
外寸：57×34×122mm
重量：76g (容器含む) 日本製



一光のスキンクリーム 210g

KF-617 **1,800円**
外寸：87×87×62mm
重量：280g (容器含む) 日本製

こんなお悩みの方にもオススメ!

お子様の肌トラブルでお悩みの方



主婦湿疹・アカギレでお悩みの方



足のかかとのガサガサ(古い角質)でお悩みの方



季節の変わり目など、敏感肌でお悩みの方



乾燥による背中のかさかさ、かゆみでお悩みの方



馬油・クリーム・ジェル



ドリーム500 (馬油40%)
〈マッサージクリーム〉
グリーンラベル 500g入
KF-551 **3,800円**
(1箱12入)
KF-551B **45,600円**



ドリーム430 (馬油40%)
〈マッサージクリーム〉
レッドラベル 430g入
KF-552 **3,800円**
(1箱12入)
KF-552B **45,600円**



ドリームワインゲル (馬油40%)
〈クール&テープ〉
イエローラベル 270g入
KF-553 **3,500円**
(1箱24入)
KF-553B **84,000円**



猛暑の時や乳幼児に・過敏性の人のためのソフトタイプ。
①無香料・無着色・無刺激。
②皮膚抵抗がなく滑らか!
③敏感肌へ対応!



爽やかなユーカリとペパーミントの香り。爽快でソフトな刺激です。
①ソフトで爽快な刺激!
②スムーズなマッサージ。
③筋肉の疲れをリラックス!



特許取得製品
テープング前に塗布して皮膚トラブル防止に又、クールダウンにもお使いいただけます。
①ゲル状で素早い乾燥とプロテクト!
②馬油と11種類の植物エキスが癒す。
③伸びが良くエコノミー!

オイル・クリーム・ジェル

自然な爽快感のボディリフレッシュジェル

各種スポーツ前後、入浴後やご家庭でのコンディショニングにご使用ください。

べとつかずふきとり不要。匂いが残りません。



バイオフィリーズ (ボディマッサージジェル)

徳用ボトル (452g)	チューブ (110g)	ロールオン (82g)	業務用ボトル (904g)	業務用・特大サイズ (3,509g)
KN-380B 6,800円	KN-380A 1,900円	KN-380C 1,900円	KN-380E 12,800円	KN-380D 46,200円

アップ&ダウンを、効果的&簡単に。

◎ケガをさせない!

◎アスリートのためのマッサージジェル

◎ゴルフ・ハイキングにもオススメ!

素早く もうケガをしたくない!

ウォームアップ。

- テーピングが可能
- ウォーム感持続
- 保湿
- 弱酸性

マッサージとジェルの相乗効果で筋肉の温度を高め激しい動きに備えます。運動前に筋肉を活性化させパフォーマンスの向上につなげます。

- ▶ すり込むようにマッサージする
- ▶ 筋肉、スタンバイOK
- ▶ テーピングも、即OK



DESCENTE	ウォーミング マッサージジェル
↓	チューブタイプ (150g) KF-602A 1,900円
↓	ボトルタイプ (920g) KF-602B 7,600円

じっくり もうケガをしたくない!

クールダウン。

- テーピングが可能
- クール感持続
- 保湿
- 弱酸性

マッサージとジェルの相乗効果で運動を終えた後の疲労した筋肉を沈静化。運動後の回復の促進とクーリング作用で心身共にリフレッシュ。

- ▶ すり込むようにマッサージする
- ▶ 筋肉、メンテナンスOK
- ▶ テーピングも、即OK



DESCENTE	クーリング マッサージジェル
↓	チューブタイプ KF-603A 1,900円
↓	ボトルタイプ (920g) KF-603B 7,600円

冷えからくるひざの痛みに

- 温感成分としては香料の一種であるバニリルアルコールブチルエチレンで、カプサイシン (トウガラシエキス) を一切使用せず、きつい刺激感 (ヒリヒリ・ビリビリ) が少ない。
- グルコサミン・コンドロイチン・MSMと天然成分を配合

アロエエキス (保湿剤) 配合

- 天然メントール使用です。
- 乾きが早くテーピング前にもお使いください。
- ジェル剤特有のカスが少なくなりました。

クーリングジェルは日本国内で製造しています。容器を含め安心の日本製です。



ひざぽかホットゲル
チューブ入り (100g) KF-610A 2,500円
業務用ボトル入り (300g) KF-610B 6,000円



クーリングジェル
700g+詰替えパック KF-609A 10,800円
70g (12本入り) KF-609B 15,600円

アロエは日本に伝わる以前からヨーロッパでは薬草だけでなく美肌効果を目的とするスキンケアとしても利用されてきました。肌のサイクルを正常にし常に新しい細胞へと生まれ変わる手助けを行ないます。

バイオフィリーズ・マッサージジェル・ホットゲル・クーリングジェル