

指圧やマッサージに
最適な強化構造



静かでスムーズな上下移動



電動油圧昇降ベッド

AK-I (無孔) KT-111 420,000円
AK-II (有孔) KT-112 436,000円

サイズ：幅70×長さ190×高さ45～80cm
重量：約70kg
定格電圧：AC100V 定格周波数：50/60Hz
消費電力：730VA
荷重：95° -200kg, 30° -500kg
騒音：50Hz 43db-A, 60Hz 48db-A
●指圧マッサージにおいてどんな高さでもピクともしない安定タイプ。
●電動油圧方式で上下動が電動式に比べてスムーズです。
●形くずれしにくい特殊構造マット。

10年保証

指定レザー色

アイボリー グリーン 茶 ブルー ピンク

電動油圧昇降ベッド (徒手療法用)

AK-III (有孔) KT-120 436,000円

サイズ：幅70×長さ190×高さ45～83cm
重量：約70kg
定格電圧：AC100V 定格周波数：50/60Hz
消費電力：730VA
●頭部マットの角度がレバーにより(25°～30°)上下可変できます。
●指圧マッサージ徒手療法において、どんな高さでもピクともしない安定タイプです。
●電動油圧方式で上下動が電動式に比べてスムーズです。
●フェイス部はEXフェイスマットを使用し「人肌感覚」に限りなく近づけました。
●ダブルペダル採用のため、治療効率が一段とアップしました。

10年保証

指定レザー色

アイボリー グリーン 茶 ブルー ピンク

EXフェイスマット

KT-297 8,500円



電動EXベッド

無孔 KT-787A 250,000円
有孔 KT-787B 250,000円

サイズ：幅50・55・60・65・70 長さ180・190cm
高さ45～83cm
重量：約50kg クッション厚：4cm
●安心感をもたらす木枠式電動昇降ベッド。
●使用頻度の高い高さを2つまで記憶できるポジションメモリー機能付き。
※メモリーペダルをご使用時には、記憶させた高さまでの移行が完全に終了するまでは、本製品から離れないようお願いいたします。

ビニールレザー18色

白	クリーム	アイボリー	スカイ	ライト	メディ
ピンク	レッド	イエロー	オレンジ	ライト	グリーン
抹茶	メディ	グレー	ブラック	茶	黒

電動診察台β

無孔 KT-015A 220,000円
有孔 KT-015B 220,000円

サイズ：幅60・65・70cm 長さ180・190cm
高さ45～81cm
重量：約50kg クッション厚：4cm
●ワイヤレスで動作を邪魔せず使い勝手の良い無線手元スイッチを採用。
●ゆったりサイズで優しい寝心地のかどまるマクラ(小高)を標準装備。
●梱包がコンパクトで間口が狭くても搬入しやすい脚部現地取付タイプ。

ビニールレザー18色

白	クリーム	アイボリー	スカイ	ライト	メディ
ピンク	レッド	イエロー	オレンジ	ライト	グリーン
抹茶	メディ	グレー	ブラック	茶	黒

認証番号 27B3X00231000032





電動HSベッド

無孔 **KT-788A** **250,000円**
 有孔 **KT-788B** **250,000円**

サイズ：幅50・55・60・65・70cm 長さ180・190cm
 高さ45～83cm
 重量：約55kg クッション厚：4cm

- ハイスピードな昇降速度を実現するリナック社製高速リターを採用。
- 従来品に比べ上昇速度30%アップ(約22秒) 下降速度50%アップ(約16秒)。
- 緩やかな円弧を描きながら昇降する電動昇降台。フットスイッチ操作。

ビニールレザー18色

白	クリーム	アイボリー	スカイブルー	ライトブルー	メディカルブルー
ピンク	レッド	イエロー	オレンジ	ライトグリーン	ライムグリーン
抹茶	メディカルグリーン	グレー	ライトブラウン	茶	黒




電動ハイローベッド

無孔 **KT-195** **242,500円**
 有孔 **KT-195B** **242,500円**

サイズ：幅60・65・70cm 長さ180・190cm
 高さ45～83cm任意
 重量：約50kg
 AC100V 40W 50/60Hz共通

ビニールレザー18色

白	クリーム	アイボリー	スカイブルー	ライトブルー	メディカルブルー
ピンク	レッド	イエロー	オレンジ	ライトグリーン	ライムグリーン
抹茶	メディカルグリーン	グレー	ライトブラウン	茶	黒



電動ボディベッド

無孔 **KT-001A** **160,000円**
 有孔 **KT-001B** **160,000円**

サイズ：幅60・65・70cm 長さ180・190(追加費用が発生します) 高さ45～81cm
 重量：約50kg クッション厚：6cm

- 昇降シリーズ史上初の脚部現地組立式を採用し梱包をコンパクト化。
- 柔らかなめウレタンとかどまる加工シートで心地よい院内環境を演出。
- 脚部フレームを内側に加工して頭部側・脚側からの施術効率をアップ。

ビニールレザー18色

白	クリーム	アイボリー	スカイブルー	ライトブルー	メディカルブルー
ピンク	レッド	イエロー	オレンジ	ライトグリーン	ライムグリーン
抹茶	メディカルグリーン	グレー	ライトブラウン	茶	黒



ゆったりワイドな
 テーブルトップ幅70cmタイプ。

診察台 EX-SD2WS 一般診察対応

KT-764 **280,000円**

テーブルトップ寸法：700×1900mm
 本体昇降範囲：450～950mm
 テーブルトップレザ：シームレスレザー
 電気規格AC100V 50/60Hz：4.3/5.2A
 質量：102kg

- スムーズな動作を実現した電動油圧機構を採用。
- 45cmの低初高で患者さんの乗り降りの負担を軽減。
- 座位・立位の両ポジションに対応する、50cmの昇降ストローク。
- ワンタッチで最低位まで下降するオートリターン機能を装備。また、メモリー設定を変更すれば、任意のポジションへ自動で移行するプリセット機能としても使用可能。



昇降ベッド

カナケンオリジナルベッド

エヌオー

NOシリーズ

マット


高反発ウレタンを採用。
マッサージ、指圧、整体に最適な仕様。

レザー

耐久性を重視した抗菌・防汚対応。



A ブルー B ピンク C グリーン D ブラウン



エヌオー
NO治療台

NO60 [KT-295A] 68,500円

サイズ：幅600×長さ1800×高さ500、550、600mm指定
組立式、工具付、ガタ付調整付

NO65 [KT-295B] 68,500円

サイズ：幅650×長さ1800×高さ500、550、600mm指定
組立式、工具付、ガタ付調整付。重量：約36kg

NO70 [KT-295C] 68,500円

サイズ：幅700×長さ1800×高さ500、550、600mm指定
組立式、工具付、ガタ付調整付。重量：約38kg

NO70L [KT-295D] 68,500円

サイズ：幅700×長さ1900×高さ500、550、600mm指定
組立式、工具付、ガタ付調整付。重量：約40kg

NO70UL (有孔) [KT-295E] 74,000円

エヌオー
NO診察台 Z型

[KT-296] 48,000円

サイズ：幅650(700)×長さ1800×高さ600(550、500)mm
組立式、ガタ付調整付

エヌオー
NOカゴ付有孔ベッド

[KT-739] 77,800円

幅700mm×長さ1900mm×高さ600(550、500)mm

エヌオー
NOカゴ付ベッド

70巾 [KT-740] 75,000円

幅700mm×長さ1900mm×高さ600(550、500)mm

65巾 [KT-741] 75,000円

幅650mm×長さ1800mm×高さ600(550、500)mm

本体：パーティクルボード ラウン合板
張り地：ビニールレザー(抗菌 防汚対応レザー)
フレーム：25×40角パイプ(粉体塗装)
脚部：50.8パイ 丸パイプ(粉体塗装)
補強棒：15.7パイ(粉体塗装)

カナケンオリジナルNOベッド



DX マッサージベッド
 無孔 **KT-353** **60,000円**
 有孔 **KT-353B** **67,500円**

サイズ：幅50・55・60・65・70cm 長さ180cm 高さ40・45・50・55・60cm
 重量：約25kg 組立式・工具付 ●治療台の定番モデル

ビニールレザー18色										
白	クリーム	アイボリー	スカイ	ライト	メディ	ピンク	レッド	イエロー		
オレンジ	ライト	ライム	抹茶	グリーン	グレー	ブラック	茶	黒		



H型DXベッド
 無孔 **KT-776A** **67,500円**
 有孔 **KT-776B** **75,000円**

サイズ：幅50・55・60・65・70cm 長さ170・180・190cm 高さ40・45・50・55・60・65・70cm
 重量：約26kg 組立式・工具付 クッション厚：3cm
 ●フランク上の強度を身に付けるH型脚部。

ビニールレザー18色										
白	クリーム	アイボリー	スカイ	ライト	メディ	ピンク	レッド	イエロー		
オレンジ	ライト	ライム	抹茶	グリーン	グレー	ブラック	茶	黒		



外脚H型DXベッド
 無孔 **KT-790A** **67,500円**
 有孔 **KT-790B** **75,000円**

サイズ：幅50・55・60・65・70cm 長さ170・180・190cm
 高さ40・45・50・55・60・65・70cm 重量：約26kg クッション厚：3cm
 ●上段式H型脚部。優れた安定性を誇る外脚タイプ
 ●抜群の強度・安定性だけでなく開放的な空間も大切にします。

ビニールレザー18色										
白	クリーム	アイボリー	スカイ	ライト	メディ	ピンク	レッド	イエロー		
オレンジ	ライト	ライム	抹茶	グリーン	グレー	ブラック	茶	黒		



オメガ式有孔H型DXベッド
KT-364 **90,000円**

サイズ：幅60・65・70cm 長さ180・190cm 高さ50・55・60cm
 重量：約30kg 組立式・工具付

ビニールレザー18色										
白	クリーム	アイボリー	スカイ	ライト	メディ	ピンク	レッド	イエロー		
オレンジ	ライト	ライム	抹茶	グリーン	グレー	ブラック	茶	黒		



モクベッドS
 無孔 **KT-016A** **65,000円**
 有孔 **KT-016B** **72,500円**

サイズ：幅50・55・60・65・70cm 長さ170・180・190cm
 高さ40・45・50・55・60・65・70cm 重量：約24kg クッション厚：3cm
 ●上質なメルクミンバイン材に食品衛生法に適合の低臭透明ニスを採用。
 ●院内の雰囲気や溶け込む木の質感がカントリー家具風な高級感を演出。
 ●床面をキズから守る専用の滑り止めゴムシートを脚部裏面に接着加工。

ビニールレザー18色										
白	クリーム	アイボリー	スカイ	ライト	メディ	ピンク	レッド	イエロー		
オレンジ	ライト	ライム	抹茶	グリーン	グレー	ブラック	茶	黒		



ハイローDXベッド
 無孔 **KT-361** **100,000円**
 有孔 **KT-361B** **107,500円**

サイズ：幅60・65・70cm 長さ180cm 高さ40/50・45/55・50/60・55/65・60/70cm
 重量：約30kg 組立式・工具付 ●高さを2cm間隔で5段階調節可能。

ビニールレザー18色										
白	クリーム	アイボリー	スカイ	ライト	メディ	ピンク	レッド	イエロー		
オレンジ	ライト	ライム	抹茶	グリーン	グレー	ブラック	茶	黒		



ローズ60
KT-002 **57,000円**

サイズ：幅60cm 長さ183cm 高さ45/65cm(7段階調節)
 重量：約14kg クッション厚：6cm
 ●軽さと実用性を優先する幅60cmを標準設定した木製ポータブルベッド。
 ●6cmの高反発・高密度ウレタンを採用。便利なフタクッション付き。
 ●安全性と強度を優先したダブルノブネジ式7段階式高さ調節機能付き。

レザー3色			※耐アルコール・耐次亜塩素酸・ 抗菌・防汚・難燃 RoHS対応
アイボリー 3	メディアル 6	メディクリーン 14	



ローズ70
KT-003 **60,000円**

サイズ：幅70cm 長さ183cm 高さ45/65cm(7段階調節)
 重量：約15kg クッション厚：6cm
 ●安定感のあるワイドな幅70cmを標準設定した木製ポータブルベッド。
 ●6cmの高反発・高密度ウレタンを採用。便利なフタクッション付き。
 ●安全性と強度を優先したダブルノブネジ式7段階式高さ調節機能付き。

レザー3色			※耐アルコール・耐次亜塩素酸・ 抗菌・防汚・難燃 RoHS対応
アイボリー 3	メディアル 6	メディクリーン 14	

マッサージ台

治療用ベッド

FONTANA®
BELLEZZA E SALUTE

重厚な高級感。

アルベロノーチェ

KT-832 **65,000円**

【組立サイズ】
幅：約75cm 本体重量：約30kg 長さ：約182cm
高さ：約60~80cm(7段階調節)
【棚のサイズ】
W38×D129×H27cm

マッサージベッド本体・フェイスクラドル・フェイスクッション・
保証書・取扱説明書

等分布耐荷重：約1500kg
フォーム：低反発フォーム3層 7.5cm
裏板の厚み：約18mm
材質：北欧産ホワイトビーチ材
生地：ソフトレザータッチ



FONTANA®
BELLEZZA E SALUTE

トリノスポーツL(お客様組み立て商品)

KT-785 **35,000円**

幅：約65cm 重量：約28kg 長さ：約192cm
高さ：約50・55・60cm 等分布耐荷重：約700kg
フォーム：ハードフォーム2層 約5.0cm
裏板の厚み：約12mm 生地：ソフトレザータッチ
脚部：スチール製(粉体塗装)
付属品：フェイスクッション、プラグ
梱包サイズ：約196×70×17cm(※要組み立て)



FONTANA®
BELLEZZA E SALUTE

アルベロススポーツL65(お客様組み立て商品)

KT-794B **35,000円**

幅：約65cm 重量：約31kg

アルベロススポーツL70(お客様組み立て商品)

KT-794C **35,000円**

幅：約70cm 重量：約33kg

【共通仕様】

長さ：約192cm 高さ：約50・55・60cm
等分布耐荷重：約700kg
フォーム：ハードフォーム2層 約5.0cm
裏板の厚み：約12mm 生地：ソフトレザータッチ
脚部：スチール製(粉体塗装) 付属品：プラグ
梱包サイズ：約196×75×16cm(※要組み立て)



※別売り商品設置例



マッサージ台

胸部と腹部には、
身体構造を考慮した
“窪み”が施され、
女性にも快適フィット。

ポータブル マッサージチェア ラグーナ

KT-014 **35,000円**

サイズ：幅50×奥行70~80×高さ105cm
重量：約7.6kg 動的荷重：159kg
付属：タイヤ付きキャリングバッグ
素材：クッション部/ウレタン
レザー/ポリ塩化ビニール
脚/アルミニウム
色：ブラック(中国製)

●頸や肩に負担がかからないように、フェイスパッド、
胸パッド、アームパッド、シートの4点で高さや角
度の調整が可能です。



SDポータル

KT-042 **58,000円**

サイズ：幅50×奥行85×高さ116cm
重量：約14kg
クッション厚：4cm(座部・手置き)
6cm(胸部)
3cm(膝置き)

- クイックマッサージに最適な折りたたみ式軽量ポータブルチェア。
- 座位の状態からリラックスしてマッサージを提供する椅子型施術台。
- ヘッド：フェイスマット・無段階角度調節機能
- 手置き：ラウンド型アームレスト・3段階高さ調節機能
- 座部：3段階高さ調節機能

ビニールレザー18色

白	クリーム	アイボリー	スカイブルー	ライトブルー	メディカル	ピンク	レッド	イエロー
オレンジ	ライトグリーン	グリーン	抹茶	メディカル	グレー	ライトブラウン	茶	黒



【ご注意】掲載のスチールベッドは全て組み立て式です。組立納品は別途申し受けます。

治療用ベッド (折りたたみ)



ナチュラルで高級感のある
オリジナルベッド。

ポータブルテーブル デルマ

KT-017 **60,000円**

サイズ：長さ184cm(フェイスレスト込み211cm) ×
高さ(59.5~82cm) × 巾71cm

重量：12.5kg

動的耐荷重：204kg

静的耐荷重：1250kg

素材：クッション部/ウレタン、
レザー部/ポリウレタン、
脚/ブナ材

付属：フェイスクラドル、フェイスクッション、アームレスト、
タイヤ付きキャリングバッグ

色：アガートブルー、バーガンディー

中国製



患者に近い、楽な体勢で
施術できます。

ポータブルテーブル ソラナ

KT-018 **60,000円**

サイズ：長さ184cm × 高さ(62~82.5cm) × 巾71cm

重量：12kg

動的耐荷重：204kg

静的耐荷重：1250kg

素材：クッション部分/ウレタン素材(複層構造ソフトフォーム)、
レザー部分/ポリウレタン、
脚/アルミフレーム

付属：フェイスクラドル、フェイスクッション、アームレスト、
タイヤ付きキャリングバッグ

色：ブラック、ティール

中国製



※設置時には必ずベッドの中央を持ち
上げて移動してください。
※外側を持ち上げる移動はシートが破
損します。十分ご注意ください。

オリコベッド

無孔 KT-357D **90,000円**

有孔 KT-357 **90,000円**

サイズ：幅40・45・50・55・60・65・70cm
長さ180・190cm

高さ35・40・45・50・55・60・65・70cm

重量：約17kg(幅50×長さ180cm製作時)

クッション厚：3cm

ビニールレザー18色

白	クリーム	アイボリー	スカイブルー	ライトブルー	メディカル
ピンク	レッド	イエロー	オレンジ	ライトグリーン	ライムグリーン
抹茶	メディカルグリーン	グレー	ライトブラウン	茶	黒



- ワンタッチロックステー式セットアップ。クロムメッキ仕上げ。
- 強化スチール枠構造。折りたたみ式。

ムーブベッド

無孔 KT-391B **70,000円**

有孔 KT-391 **70,000円**

サイズ：幅50cm 長さ180cm

高さ50・55・60cm

重量：約14kg クッション厚：3cm

ビニールレザー18色

白	クリーム	アイボリー	スカイブルー	ライトブルー	メディカル
ピンク	レッド	イエロー	オレンジ	ライトグリーン	ライムグリーン
抹茶	メディカルグリーン	グレー	ライトブラウン	茶	黒



キャリーバッグ

KT-357A **13,000円**

▼バッグ専用色：4色からお選びいただけます。

ブルー	グリーン	エンジ	ブラック
-----	------	-----	------

▼サイズをご指定ください。

サイズ：幅40・45・50・55・60・65・70・75cm用

長さ170・180・190・200cm用

カラー/ブルー、グリーン、エンジ、ブラック



- ナイロン100% 裏：PVC(塩化ビニル)加工。
- 運搬時のご負担を軽減させる補助ストラップ付き。
- ※ご注文時にはご使用されるベッドの製品名を必ずご提示ください。



キャスター付キャリーバッグ

KT-357B **16,000円**

▼サイズをご指定ください。

サイズ：幅40・45・50・55・60・65・70・75cm用

長さ170・180・190・200cm用

カラー/ブルー、グリーン、エンジ、ブラック




▼バッグ専用色：4色からお選びいただけます。

ブルー	グリーン	エンジ	ブラック
-----	------	-----	------

- ナイロン100% 裏：PVC(塩化ビニル)加工。
- 運搬時のご負担を軽減させる補助ストラップ付き。
- ※ご注文時にはご使用されるベッドの製品名を必ずご提示ください。

強化スチール枠携帯用ベッド・キャリーバッグ



プリモスポーツ25・28にはフェイスクッション、フェイスクラドル、プラグ、キャスター無キャリーバッグが付いています。

プリモスポーツ25

KT-779B **43,000円**

幅：約63cm 重量：約14kg

プリモスポーツ28

KT-779 **43,000円**

幅70cm 重量：約15kg

【共通仕様】

長さ：約182cm (フェイスクッション装着時：約210cm)


高さ：約45~65cm (7段階調節) ダブルノブ仕様

等分布耐荷重：約1200kg

フォーム：ハードフォーム2層 約6.0cm

生地：ソフトレザータッチ

材質：北欧産ホワイトビーチ材



リビエラスポーツ25にはプラグとキャリーバッグが付いています。

リビエラスポーツ25

KT-775B **33,000円**

幅：約63cm 重量：約13.0kg

長さ：約182cm

高さ：約45~65cm (7段階調節) ダブルノブ仕様

等分布耐荷重：約1000kg

フォーム：ハードフォーム2層 約6.0cm

生地：ソフトレザータッチ

材質：北欧産ホワイトビーチ材

軽量型携帯用ベッド



クアトロ25・28にはフェイスクッション、フェイスクラドル、キャリーバッグが付いています。

クアトロ25

KT-777A **53,000円**

幅：約63cm 重量：約9.8kg

クアトロ28

KT-777B **53,000円**

幅：約70cm 重量：約11kg

【共通仕様】

長さ：約182cm (フェイスクッション装着時：約210cm)

高さ：約52~66cm (6段階調節)

等分布耐荷重：約1200kg

フォーム：ハードフォーム2層 約6.0cm

生地：ソフトレザータッチ

材質：アルミニウム



カイザスポーツ26・28にはフェイスクッション、フェイスクラドル、プラグ、キャスター無キャリーバッグが付いています。

カイザスポーツ28

KT-797B **43,000円**

幅：約70cm 重量：約16kg

【共通仕様】

長さ：約182cm (フェイスクッション装着時：約210cm)

高さ：約45~65cm (7段階調節) ダブルノブ仕様

等分布耐荷重：約1200kg

フォーム：ハードフォーム2層 約5.0cm

生地：ソフトレザータッチ

材質：北欧産ホワイトビーチ材

FONTANA®

BELLEZZA E SALUTE



- 25: バニラ
- 28: バニラ ブルー ブラウン ティール

リビエラ 25

KT-773B **33,000円**

幅: 約63cm 重量: 約13kg

リビエラ 28

KT-773 **33,000円**

幅: 約70cm 重量: 約15kg

【共通仕様】

長さ: 約182cm (フェイスクッション装着時: 約210cm)
 高さ: 約60~82cm (8段階調節)
 等分布耐荷重: 約1000kg
 フォーム: ソフトフォーム 約6.0cm
 生地: ソフトレザータッチ
 材質: 北欧産ホワイトビーチ材

リビエラ25・28にはフェイスクッション、フェイスクラドル、キャリアバッグが付いています。



- 28: チョコレート ライラック バニラ
- 30: チョコレート ライラック バニラ

プリモ 28

KT-771 **45,000円**

幅: 約70cm 重量: 約14kg

プリモ 30

KT-771B **45,000円**

幅: 約75cm 重量: 約15kg

【共通仕様】

長さ: 約182cm (フェイスクッション装着時: 約210cm)
 高さ: 約60~82cm (8段階調節)
 等分布耐荷重: 約1200kg
 フォーム: ソフトフォーム2層 約7.5cm
 生地: ソフトレザータッチ
 材質: 北欧産ホワイトビーチ材

プリモ28・30にはフェイスクッション、フェイスクラドル、キャスター無キャリアバッグが付いています。



- 28: チョコレート
- 30: チョコレート

ベリーニ 28

KT-799 **53,000円**

幅: 約70cm 重量: 約182cm 重さ: 約11kg

ベリーニ 30


KT-800 **53,000円**

幅: 約75cm 重量: 約182cm 重さ: 約11kg

【共通仕様】

高さ: 約60~82cm (8段階調節)
 等分布耐荷重: 約1250kg
 フォーム: ハードフォーム2層 約6.0cm
 生地: ソフトレザータッチ
 材質: アルミニウム

ベリーニ28・30にはフェイスクッション、フェイスクラドル、キャリアバッグが付いています。



- 30: バニラ ベージュ チョコレート ライラック
- 32: バニラ

ベネチア28・30・32にはフェイスクッション、フェイスクラドル、デラックスアームレスト、キャスター無キャリアバッグが付いています。
 ※32はキャリアバッグ

ベネチア 30

KT-770 **55,000円**

幅: 約75cm 重量: 約16kg

ベネチア 32

KT-809 **55,000円**

幅: 約80cm 重量: 約17kg

【共通仕様】

長さ: 約182cm (フェイスクッション装着時: 約210cm)
 高さ: 約60~85cm (9段階調節) ダブルノブ仕様
 等分布耐荷重: 約1200kg
 フォーム: 低反発フォーム3層 約7.5cm
 生地: ソフトレザータッチ
 材質: 北欧産ホワイトビーチ材

軽量型携帯用ベッド

カイロプラクティック



スリマーベッド

KR-168 153,000円

サイズ：幅55・60・65cm 長さ160～190cm 高さ50・55・60cm、重量：約32kg

- ヘッド部ガススプリング式 上15° 下40°
- ヘッド部開閉をレバー操作で無段階調節可能(最大幅33cm)
- 足側30cmスライド
- ロールペーパー取付金具標準装備(ペーパー1本付属)

ビニールレザー18色

白	クリーム	アイボリー	スカイブルー	ライトブルー	メディカルブルー	ピンク	レッド	イエロー
オレンジ	ライトグリーン	ライムグリーン	抹茶	メディカルグリーン	グレー	ライトブラウン	茶	黒



GSスリムベッド


KR-164 126,000円

サイズ：幅55・60・65cm 長さ160～190cm 高さ50・55・60cm、重量：約30kg

- ヘッド部ガススプリング式 上15° 下40° (ヘッド部開閉なし)
- 足側30cmスライド
- ロールペーパー取付金具標準装備(ペーパー1本付属)
- 胴体角度130° (110° に変更可)

ビニールレザー18色

白	クリーム	アイボリー	スカイブルー	ライトブルー	メディカルブルー	ピンク	レッド	イエロー
オレンジ	ライトグリーン	ライムグリーン	抹茶	メディカルグリーン	グレー	ライトブラウン	茶	黒



アプローチ整体

KR-182 117,000円

サイズ：幅35/44cm 長さ180cm 高さ40cm
重量：約24kg、クッション厚：7cm(本体)

- 幅9cm×長さ20cmの前開き有孔。かどまる加工。
- スリット型座シート。ラウンド型手置き台付き。

ビニールレザー18色

白	クリーム	アイボリー	スカイブルー	ライトブルー	メディカルブルー	ピンク	レッド	イエロー
オレンジ	ライトグリーン	ライムグリーン	抹茶	メディカルグリーン	グレー	ライトブラウン	茶	黒



アプローチベッド

KR-171 85,500円

サイズ：幅32/55・32/60・32/65・32/70cm 長さ170・180・190cm 高さ40・45・50・55・60cm
重量：約27kg、クッション厚：9cm(本体)


- アプローチに最適なうつぶせ姿勢を実現するアプローチ専用ベッド。
- スリット型座シート。かどまる加工付き。

ビニールレザー18色

白	クリーム	アイボリー	スカイブルー	ライトブルー	メディカルブルー	ピンク	レッド	イエロー
オレンジ	ライトグリーン	ライムグリーン	抹茶	メディカルグリーン	グレー	ライトブラウン	茶	黒

A クリーム クリーム

カイロプラクティック専用フェイスペーパー



ロールペーパーソフト (10本入)

KR-181 6,800円

21cm×75m巻、材質：パルプ100%、日本製



ロールペーパーソフト (25本入)

KR-108B

16,000円

サイズ：21cm×75m



フェイスペーパー (2500枚入)

KR-172 18,000円

診察台、治療台、フェイスクッション等にディスボカバリーとしてご使用いただける製品です。

1枚あたりの単価は6.8円

サイズ：幅43cm×30cm

材質：レイヨン100% 日本製



フェイスペーパー S-cut type (2000枚入)


KR-174 14,000円

中央がS字に裁断されておりますので、診察台、治療台、フェイスクッション等にお使いの場合に、うつ伏せになっても息苦しさがございます。

サイズ：幅45cm×30cm

材質：レーヨン紙 日本製

【ご注意】掲載のスチールベッドは全て組み立て式です。組立納品は別途申し受けます。



ゼニス・ハイローテーブル 440型 (トムソン・テーブル)

KR-109 **2,900,000円**

【クラス1】


クレイ・トムソンDCがウィリアムス社と共に開発し、長年の間改良し続けられたもので、最も完成度の高いドロップ・テーブルとして知られております。頭部、胸部、腰部と骨盤部の4箇所のドロップのッキングは、いずれも空圧式で、摩擦抵抗の非常に少ないドロップが得られます。頭部は前方45度にスライドしながらドロップし、胸部・腰部は直下にドロップします。骨盤部は前下方・直下・後下方に切り替えレバーでドロップの方向が変換できます。頭部は上下に軽くスライドし、高さ調節と前後の傾斜調節機能がついております。頭部のオプション機構としてキー・ディメンション(通称ピアース式)ヘッド・ピースを付けたものが、440(3D)型として用意されております。付属装置として、エアー・コンプレッサーが必要です。

- 寸法：2,250×613×550mm
- 重量：260kg
- 電氣的規格：AC100V,460VA

トムソンテーブル専用LS エアーコンプレッサー

KR-110 **308,000円**

サイズ：645(W)×425(D)×750(H)mm
電源：AC100V/400W 50/60Hz 重量：60kg



ゼニス・ハイローテーブル 210型

KR-108 **1,750,000円**

【クラス1】

モーション・バルベーション用のテーブルでは最もポピュラーなモデルで、標準型はドロップが一箇所もついておりません。ハート型を2つに割ったような一對のクッションが頭部についており、顔の幅に合わせて3段階でクッション同士の間隔を調整できます。胸・腰部は一体で上部に段階的に引き上げることが出来、下方にもスプリングで反発力で保持されたまま、適度な力でアジャストメントを加えることができます。オプションで骨盤部にのみ手動ッキング式のドロップを装備できます。

- 寸法：2,250×613×550mm
- 重量：210kg
- 電氣的規格：AC100V,460VA



ツウリーポータブルテーブル 100

KR-124 **339,000円**

長さ：170cmスライド式(190cm足部クッション伸張時)
幅：51cm
高さ：45.5cm・51cm・56cm
重量：14kg(前部)・13kg(後部)
収納時：66×23×51cm

ロールペーパー (25本入)

KR-108B **16,000円**

幅21cm×75m



ポータブルドロップ A

(ポータブル・ヘッドピース 頸椎用)

KR-125 **62,000円**

米国THULI TABLES社
サイズ(約) L300×W230×H110 mm



ポータブルドロップ B


(シングルクッション・ドロップ 四肢用)

KR-126 **16,500円**

米国THULI TABLES社
サイズ(約) L210×W145×H65 mm

ゼニスハイローテーブル・ポータブルドロップテーブル

カイロプラクティック




SOTブロック5点セット (低タイプ)

KR-176 **33,000円**

(写真のセット)
骨盤ブロック最大高さ(約)100mm。色は茶色。
セット構成(骨盤ブロック2個・胸椎ブロック・テーブルボード・スターナルロール)

- | | |
|--|--|
| ① ボード(1コ)
KR-117AA 11,000円
40×50cm | ③ 三角ブロック小(1コ)
KR-117AC 5,000円
L12.5×H6.0cm |
| ② 三角ブロック大(2コ)
KR-117AB 15,000円
L20×H10.0cm | ④ ロール(1コ)
KR-117AD 5,000円
27×φ12cm |



SOTブロック5点セット (標準タイプ)

KR-175 **33,000円**

骨盤ブロック最大高さ(約)125mm。
色はエンジ色。
セット構成(骨盤ブロック2個・胸椎ブロック・テーブルボード・スターナルロール)

- | | |
|---|---|
| ① ボード(1コ)
KR-175A 11,000円
40×50cm | ③ 三角ブロック小(1コ)
KR-175C 5,000円
L12.5×H6.0cm |
| ② 三角ブロック大(2コ)
KR-175B 15,000円
L20×H12.5cm | ④ ロール(1コ)
KR-175D 5,000円
27×φ12cm |

骨盤の歪みを調整する 三角ブロックの使い方

- うつ伏せの状態では三角ブロックの大きさを2個使用します。
- 骨盤の跳骨陵に、左右から様々な角度、深さを考慮し骨盤が正常な角及び水平位置になるように設置して10分～15分放置します。
- ※ 1回では戻りもありその効果を確かめることが難しいのですが、1週間ほど続けると効果が現れます。

ブロックセット・アクティベータ

アクティベータ関連製品



アクティベータI
KR-116A
50,000円



アクティベータII
KR-116B
65,000円
150×60mm



アクティベータIV
KR-177
125,000円



アクティベータII
イージーグリップ
KR-116D
65,000円
150×60mm
女性・手の小さい方向けの製品です。



アクティベータIV
イージーグリップ
KR-183
125,000円
女性・手の小さい方向けの製品です。



アクティベータII用
パッドセット
KR-178
7,000円



アクティベータ用
先端ゴム(5ヶ組)
KR-179
3,000円



アクティベータI・II用
ホルスター
KR-180
7,000円

アクティベータ
USBチップタイプ
ベーシック・スキャン
プロトコル
805-128
16,000円

アクティベータ
USBチップタイプ
上肢と下肢
805-129
16,000円

アクティベータ
USBチップタイプ
骨盤・仙骨・脊髄・
顎関節
805-130
16,000円

マクラカバー

ディスポーザブル マクラカバー&ベッドカバー



**肌ざわり
抜群!!**

医療用和紙ディスポカバー (1箱500枚入)

KT-155 **5,250円**

30×51.5cm、箱入



フェイス用ディスポカバー (1箱500枚入)

KT-167B **3,900円**

30×30cm、切れ目入り



紙カバー 結びヒモ付

KT-156 **2,500円**

長36×巾37cm 1束200枚




**肌触りがよく丈夫で
通気性が高い。**

ディスポカバーTP (L) (1箱500枚入)

KT-837 **2,500円**

サイズ：30cm×45cm
材質：不織布繊維



バスマット用ハーフカバー

布 KT-154A **2,000円**

レザー KT-154B **3,000円**

KN・ロールシートは患者様に清潔・爽快・安心をご提供します。




肌にソフトなちぢみ和紙です。

KN・ロールシート (箱入)

KT-291 **6,000円**

● 1巻100mのロングタイプ
94cmごとにミシン目入
60cm巾×100mの大型ロール



医療用和紙ディスポシート (1箱2巻入)

KT-182 **6,000円**

巾50cm長さ70mのロール式ちぢみ和紙 吸湿性にすぐれ、
柔かく素肌にやさしいシートです。
ミシン目なし
※写真の装具は販売終了です。

ディスポーザブルマクラカバー&ベッドカバー

ベッドカバー



綿製診察台カバー (フリル無し)


KT-040A **10,000円**

有孔綿製診察台カバー (フリル無し)

KT-040B **12,000円**

サイズ：幅50・55・60・65・70・75・80・85cm
長さ170・180・190・200cm
※グレー字は追加費用が発生します。

綿カラー(7色対応)




■冷たさを感じさせない防縮加工済み綿100%生地採用のベッドカバー。

■面倒なカバーのズレを防止するヒモ2カ所固定式。タレ17cmの安定感。

綿100%生地仕上げ
※洗濯時の縮みを考慮して長さ約2cm、幅1cmをプラスして製作しています。

※有孔タイプは高田ベッド用の穴の規格になっています。その他についてはご相談願います。



SEK 診察台カバー


KT-041A **7,500円**

有孔SEK 診察台カバー

KT-041B **9,500円**

サイズ：幅50・55・60・65・70cm
長さ170・180・190cm

カラー(3色対応)



■裏面に滑り止め加工を施してズレにくくシワになりにくい材質を採用。

■(社)繊維評価技術協議会認定(SEKマーク)の抗菌防臭加工生地。

ラミネート加工防水機能付き
材質：ポリエステル65% 綿35%

※有孔タイプは高田ベッド用の穴の規格になっています。その他についてはご相談願います。



レザー製診察台カバー

KT-011A **7,000円**

有孔レザー製診察台カバー

KT-011B **9,000円**

レザー製角マクラカバー

KT-011C **800円**

サイズ：幅50・55・60・65・70・75・80・85cm
長さ170・180・190・200cm
※グレー字は追加費用が発生します。


■カラフルレザーで簡単にリニューアル可能なカバー。タレ17cmの安定感。

耐アルコール・抗菌・防汚・難燃機能付き
RoHS対応品
レザー製角マクラカバー：筒式縫製

※有孔タイプは高田ベッド用の穴の規格になっています。その他についてはご相談願います。

ビニールレザー18色						
白	クリーム	アイボリー	スカイ	ライト	グレイ	
ピンク	レッド	イエロー	オレンジ	ライム	ライム	
抹茶	ミディグリーン	グレー	ライトブラウン	茶	黒	

表面タオル地・裏面防水加工の特殊カバー



- 汗を吸収する
- 暖かい
- すべらない
- 清潔感

ベッドカバー真心倶楽部


	ブルー	グリーン	
60×180 cm	KT-185A	KT-185E	8,800円
65×180 cm	KT-185B	KT-185F	8,800円
70×180 cm	KT-185C	KT-185G	8,800円
70×190 cm	KT-185D	KT-185H	9,300円

素材：(表)綿100%(タオル地)
(裏)ポリウレタン樹脂コーティング(完全防水)

業務用タオル(シーツ・上掛け)



M グリーン



L ベージュ

KNオリジナルタオル M (1枚入)

- グリーン KT-332 **1,400円**
- ベージュ KT-332C **1,400円**
- ブラウン KT-332E **1,400円**

綿100%
サイズ(約)：60×130cm
質量(約)：312.5g


KNオリジナルタオル L (1枚入)

- グリーン KT-333B **2,500円**
- ベージュ KT-333C **2,500円**
- ブラウン KT-333E **2,500円**

綿100%
サイズ(約)：90×150cm
質量(約)：725g

診察台カバー・ベッドカバー・KNオリジナルタオル


高級・抗菌レザー



カナケン
バスタマット

KT-127 **7,500円**


幅45cm × 奥行55cm × 高さ2~9cm



カナケン
膝マクラ (大)

KT-136 **6,000円**



幅50cm × 奥行15cm × 高さ15cm



カナケン
膝マクラ (小)

KT-137 **4,700円**


幅50cm × 奥行12cm × 高さ10cm



カナケン
角型マクラ

KT-132 **1,700円**

幅34cm × 奥行12.5cm × 高さ8cm



カナケン
角マクラ低


KT-808 **1,700円**

幅34cm × 奥行12.5cm × 高さ6cm

角型マクラ

角マクラ低



今、この高さが
人気です!!



カナケン
万能マクラ

KT-131 **2,600円**


幅34cm × 奥行12.5cm × 高さ8cm



カナケン
額マクラ (高) 大

KT-138 **1,500円**

幅24cm × 奥行12cm × 高さ6cm



カナケン
額・腕マクラ (低) 小

KT-134 **1,250円**


幅24cm × 奥行12cm × 高さ3cm



カナケン
マッサージマクラ

KT-129 **3,300円**


幅45cm × 奥行25cm × 高さ6~9cm



カナケン
ひじ・ひざマクラ

KT-163 **5,000円**

幅37cm × 奥行20cm × 高さ9cm



カナケン
ソフト胸当てマクラ

KT-801 **4,800円**


幅35cm × 奥行38.5cm × 高さ10~2cm



カナケン
マクラ丸形

KT-139 **2,500円**

幅31cm × φ9.5cm



カナケンオリジナル治療用マクラ

治療用マクラ



エアホール有り・無しをご指定ください。

カラーバストマット

KT-727 7,500円

幅42cm × 奥行50cm × 高さ3/11cm

ビニールレザー18色									
白	クリーム	アイボリー	ライトブルー	ブルー	ダークブルー	ピンク	レッド	イエロー	
オレンジ	ライム	ライム	抹茶	グレー	ブラック	茶	黒		



エアホール有り・無しをご指定ください。

ケアバストマット

KT-728 7,500円

幅42cm × 奥行50cm × 高さ3/11cm

ビニールレザー18色									
白	クリーム	アイボリー	ライトブルー	ブルー	ダークブルー	ピンク	レッド	イエロー	
オレンジ	ライム	ライム	抹茶	グレー	ブラック	茶	黒		



低反発バスト

KT-810 10,000円

幅42cm × 奥行50cm × 高さ3/11cm

●こだわりの2層式で低反発ウレタンの特注を最大限に発揮。
●フェイスマクラとの相性抜群。安心の胸当てマクラです。

エアホール有り・無しをご指定ください。

ビニールレザー18色									
白	クリーム	アイボリー	ライトブルー	ブルー	ダークブルー	ピンク	レッド	イエロー	
オレンジ	ライム	ライム	抹茶	グレー	ブラック	茶	黒		



バストマット白(ビニール製)

KT-128 6,000円

幅55cm × 奥行45cm × 高さ9cm



バストマット黒(ビニール製)

KT-169 6,000円

幅55cm × 奥行45cm × 高さ9cm



ケアバストトップ

KT-803 10,000円

幅42cm × 奥行50cm × 高さ3/11cm

底全面スベリ止め加工。エアホール加工。



ビニールレザー18色									
白	クリーム	アイボリー	ライトブルー	ブルー	ダークブルー	ピンク	レッド	イエロー	
オレンジ	ライム	ライム	抹茶	グレー	ブラック	茶	黒		

各種治療用マクラ



カナケンフェイスマット

KT-170 7,000円

幅30cm × 奥行32cm × 高さ8cm



ケアフェイスマット

KT-729 7,500円

幅28cm × 奥行28cm × 高さ8cm

ビニールレザー18色									
白	クリーム	アイボリー	ライトブルー	ブルー	ダークブルー	ピンク	レッド	イエロー	
オレンジ	ライム	ライム	抹茶	グレー	ブラック	茶	黒		



スロープフェイス

KT-730 7,500円

幅28cm × 奥行28cm × 高さ8/11cm

ビニールレザー18色									
白	クリーム	アイボリー	ライトブルー	ブルー	ダークブルー	ピンク	レッド	イエロー	
オレンジ	ライム	ライム	抹茶	グレー	ブラック	茶	黒		



KNバストセット

KT-815 13,000円

カナケンフェイスマットと、カナケンバストマットのセット。



フェイス

KT-833 8,000円

幅11cm × 奥行40cm × 高さ7cm (クッション1個のサイズ)

ビニールレザー18色									
白	クリーム	アイボリー	ライトブルー	ブルー	ダークブルー	ピンク	レッド	イエロー	
オレンジ	ライム	ライム	抹茶	グレー	ブラック	茶	黒		



ポータル縦型ヘッド

KT-834 10,000円

幅26~33cm × 奥行29cm × 高さ8.5cm

本体裏面のネジ4カ所を調節することで、クッション同士の間隔、ポジションを簡単にセッティングできます。



ビニールレザー18色									
白	クリーム	アイボリー	ライトブルー	ブルー	ダークブルー	ピンク	レッド	イエロー	
オレンジ	ライム	ライム	抹茶	グレー	ブラック	茶	黒		



マッサージマクラ (ビニール製)

KT-130 **2,800円**

幅45cm × 奥行25cm × 高さ6cm、クリーム色



カラーマッサージマクラ

KT-731 **5,000円**

幅46cm × 奥行27cm × 高さ7/10cm

ビニールレザー18色										
白	クリーム	アイボリー	ライトブルー	ブルー	ダークブルー	ピンク	レッド	イエロー		
オレンジ	ライム	グリーン	抹茶	紫	グレー	ブラック	茶	黒		



カラー胸当てマクラ

KT-732 **5,250円**

幅35cm × 奥行37cm × 高さ4/10cm


ビニールレザー18色										
白	クリーム	アイボリー	ライトブルー	ブルー	ダークブルー	ピンク	レッド	イエロー		
オレンジ	ライム	グリーン	抹茶	紫	グレー	ブラック	茶	黒		



角マクラ黒 (ビニール製)

KT-133 **1,200円**

幅34.5cm × 奥行12.5cm × 高さ8cm



トライアングル

KT-835 **11,300円**

幅50cm × 奥行60cm × 高さ26cm

ビニールレザー18色										
白	クリーム	アイボリー	ライトブルー	ブルー	ダークブルー	ピンク	レッド	イエロー		
オレンジ	ライム	グリーン	抹茶	紫	グレー	ブラック	茶	黒		



バックレス

KT-836 **16,000円**

幅60cm × 奥行40cm × 高さ20cm
裏面：滑り止め(ストップレザ)加工付。

ビニールレザー18色										
白	クリーム	アイボリー	ライトブルー	ブルー	ダークブルー	ピンク	レッド	イエロー		
オレンジ	ライム	グリーン	抹茶	紫	グレー	ブラック	茶	黒		



腕マクラ黒 (ビニール製)

KT-162 **800円**

幅20cm × 奥行10cm × 高さ5cm



ひざマクラ黒

KT-161 **9,000円**

幅40cm × 奥行30cm × 高さ25/27cm



カラー三角マクラ

KT-733 **8,800円**

幅41cm × 奥行25cm × 高さ23cm

ビニールレザー18色										
白	クリーム	アイボリー	ライトブルー	ブルー	ダークブルー	ピンク	レッド	イエロー		
オレンジ	ライム	グリーン	抹茶	紫	グレー	ブラック	茶	黒		



カラー半円マクラ

KT-734 **3,800円**

幅29cm × 奥行14cm × 高さ7cm

ビニールレザー18色										
白	クリーム	アイボリー	ライトブルー	ブルー	ダークブルー	ピンク	レッド	イエロー		
オレンジ	ライム	グリーン	抹茶	紫	グレー	ブラック	茶	黒		



カラー半円マクラ (大)

KT-735 **4,800円**

幅37cm × 奥行24cm × 高さ12cm

ビニールレザー18色										
白	クリーム	アイボリー	ライトブルー	ブルー	ダークブルー	ピンク	レッド	イエロー		
オレンジ	ライム	グリーン	抹茶	紫	グレー	ブラック	茶	黒		



レッグサポーター

KT-805 **6,000円**

幅26cm × 奥行20cm × 高さ8/15cm

ビニールレザー18色										
白	クリーム	アイボリー	ライトブルー	ブルー	ダークブルー	ピンク	レッド	イエロー		
オレンジ	ライム	グリーン	抹茶	紫	グレー	ブラック	茶	黒		

各種治療用マクラ



プレミアムボディマット

KT-019 **83,000円**

- 5種類のサポートクッションから形成される極上のポジションを実現。
- 人間工学に基づいた自然な状態の姿勢で脱力したリラックス感を提供。
- 鍼灸やカイロから訪問マッサージや理学療法まで究極のボディマット。

5種類のサポートクッション

- ①息苦しさを感ぜさせないフェイスサポート
- ②胸部の圧迫感を軽減するバストサポート
- ③腹部から腰部を安定させる骨盤サポート
- ④膝への衝撃と負担を軽減するニーサポート
- ⑤両足への開放感を実現するレッグサポート

フェイス専用ベース/意匠登録第1616122号

ニーサポート/意匠登録第1616121号

※出張時の収納用にピローバッグ(特大)をご使用ください。

▼専用レザー6色からお選びいただけます。
(鉛や水銀等を含む6有害物質不使用)

L-2437	L-2440	L-2444	L-2441	L-2448	L-2453
--------	--------	--------	--------	--------	--------



プレミアムボディマット用綿製カバー

KT-020 **15,000円**

■プレミアムボディマット専用設計された上質な綿製カバー。

綿100%生地仕上げ

取り外しが簡単で、洗濯による極端な縮みの心配がありません。

▼綿カラー7色からお選びいただけます。

白	グリーン	ブルー	ピンク	イエロー	キャメル	ブラウン
---	------	-----	-----	------	------	------



ピローバッグ(特大)

KT-021 **8,000円**

幅:60cm 奥行:33cm 高さ:55cm

素材:ナイロン100% 裏:PVC(塩化ビニル)加工

※ボディークッションが収納できます。

▼バッグ専用色:4色からお選びいただけます。

ブルー	グリーン	エンジ	ブラック
-----	------	-----	------

ボディマット・ピローバッグ



ケアセット

KT-043 **15,000円**

スローフェイス&ケアバスト(エアホール有り)のセット。

スローフェイス/幅:28cm 奥行:28cm 高さ:8/11cm

ケアバスト/幅:42cm 奥行:50cm 高さ:3/11cm

重量:約1kg

ビニールレザー18色										
白	クリーム	アイボリー	ブルー	ライトブルー	ブルー	ピンク	レッド	イエロー	オレンジ	黒
抹茶	グレー	ブラウン	茶	黒						

エアホール標準加工

胸が当たる部分に窪み(エアホール)を設けている加工です。エアホール加工により、胸部の圧迫感が軽減します。



ホールセット

KT-044 **15,500円**

目元の圧迫感を大幅軽減するホールフェイス&ケアバスト(エアホール有り)のセット。

ホールフェイス/幅:30cm 奥行:30cm 高さ:8cm

ケアバスト/幅:42cm 奥行:50cm 高さ:3/11cm

重量:約1kg

ビニールレザー18色										
白	クリーム	アイボリー	ブルー	ライトブルー	ブルー	ピンク	レッド	イエロー	オレンジ	黒
抹茶	グレー	ブラウン	茶	黒						

エアホール標準加工

胸が当たる部分に窪み(エアホール)を設けている加工です。エアホール加工により、胸部の圧迫感が軽減します。



ニューセットL1

KT-009 **15,500円**

こだわりの厚みを実現したニューフェイス&薄型ケアバスト(エアホール有り)のセット。

ニューフェイス/幅:29cm 奥行:29cm 高さ:4cm

薄型ケアバスト/幅:42cm 奥行:50cm 高さ:3/5cm

重量:約0.7kg

ビニールレザー18色										
白	クリーム	アイボリー	ブルー	ライトブルー	ブルー	ピンク	レッド	イエロー	オレンジ	黒
抹茶	グレー	ブラウン	茶	黒						

エアホール標準加工

胸が当たる部分に窪み(エアホール)を設けている加工です。エアホール加工により、胸部の圧迫感が軽減します。

カナケン治療用枕
EXシリーズ

EXGEL

エックスジェル



EXGEL®の特長

カナケン治療用枕 EXシリーズは、「わずかな時間でもいかにリラックスした姿勢が保てるか」をコンセプトに開発されました。低密度・中密度・高密度の三層ウレタン構造に、高機能素材EXGEL®を使用し、質感ある仕上がりです。また被覆材は通気性、フィット性を高めた特殊形状で触り心地も抜群です。すべての枕の底面にはスベリ止め加工が施されておりますので、ずれる心配がありません。



EXバストマット

KT-298 **12,000円**

幅41cm × 奥行46cm × 高さ3~10cm



EXフェイスマット

KT-297 **8,500円**

幅25cm × 奥行26cm × 高さ6cm



EX半円マクラ

KT-299 **6,000円**

幅30cm × 奥行14cm × 高さ7cm




EXバストセット

KT-816 **18,000円**

EXフェイスマットと、EXバストマットのセット。

カナケンオリジナルだから
エックスジェルを贅沢に使いました。



さわり心地のよい **好感触特性**

素材としての心地良い感触を実現するために目指したのは、人間の皮膚組織。触れた人をやさしく包む「人肌感覚」に限りなく近い素材を開発しました。

振動・衝撃を吸収する **衝撃吸収特性**

素材の超柔軟性と遅延回復特性の相乗効果により、衝撃を吸収し、人体に伝わるのを大幅に減衰します。10mからの落下テストで卵が割れないだけでなく、ゴルフボールも弾みません。

体重をやさしく支える **体圧分散特性**

体重によってかかる圧力を多方向に分散するため、体圧分散性に優れ同時に人の動きに対する摩擦も小さく、人体への負担を大幅に軽減します。

変形しても元にもどる **素材形状保持特性**

理想的な硬度を追求したEXGEL®は、素材が人の動きに追従して、ゆっくり動き、包み込むような体位安定を保證します。また圧力を解除すればもとの形状にゆっくりと戻ります。

エックスジェル

丈夫で組立がかんたん卓子

治療室にスマートに映える器械卓子



**移動が
スーイスイ**
直径7cmの大型
キャスター使用



安全固定
ストッパーで
しっかり固定

スマートワゴン

KT-279 **19,800円**

- 支柱部分は清潔感溢れるクロムメッキ加工。
- 棚板部分はオリジナル粉体塗装仕上げ。
- 直径7cmの大型キャスターで移動も簡単。
- ストッパーでしっかり固定。

幅:55cm 奥行:36cm 高さ:70cm
重量:約9kg 耐荷重:約60kg
組み立て式

支柱部分は清潔
感溢れるクロム
メッキ加工

棚板部分はオ
リジナル粉体
塗装仕上げ。




ツーゴン(3段) (キャスター付き)

KT-273 **21,600円**

- 支柱部分は清潔感溢れるクロムメッキ加工。
- 棚板部分はオリジナル粉体塗装仕上げ。
- 直径4cmの単輪キャスターで移動も簡単。(キャスター付き)


幅:55cm 奥行:36cm 高さ:90cm
重量:約12kg
総耐荷重:約60kg



ステンレスワゴン20型(2段)

KT-211 **47,000円**

W44.5×D32.5×H81cm



ステンレスワゴン30型(3段)

KT-210 **52,000円**


W44.5×D32.5×H81cm



器械卓子TA(ステンレス製)

KT-214 **25,000円** 手すり付


W60×D45×H75(+5)cm,
φ50mmキャスター



器械卓子TK(ステンレス製)

KT-216 **22,000円** 手すり付

W45×D30×H75(+5)cm,
φ50mmキャスター



器械卓子1C(ステンレス製)

KT-271 **40,000円** 手すり付

W45×D30×H85(+5)cm,
φ75mmキャスター



器械卓子1W(ステンレス製)

1WS KT-270 **30,000円**

W45×D30×H75cm

1WM KT-270B **37,000円**

W60×D45×H75cm

スマートワゴン・ステンレスワゴン・器械卓子



R型上肢台

KT-838 **16,500円**

■2.5cm間隔の14段階調節が可能な安全ストッパー式の高さ調節機能。
 ■マジックテープ固定式で安定感の高い専用肢台クッション。
 高さの調節範囲：52cm～84.5cm
 クッションサイズ：幅15cm 奥行24cm 高さ5/7cm
 重量：約2kg

ビニールレザー18色					
白	クリーム	アイボリー	スカイ	ライト	ブルー
ピンク	レッド	イエロー	オレンジ	ライト	ライム
抹茶	グリーン	グレー	ライト	ブラック	黒



F型上肢台

KT-839 **16,500円**

■2.5cm間隔の14段階調節が可能な安全ストッパー式の高さ調節機能。
 ■マジックテープ固定式で安定感の高い専用肢台クッション。
 高さの調節範囲：52cm～84.5cm
 クッションサイズ：幅15cm 奥行24cm 高さ7cm
 重量：約2kg

ビニールレザー18色					
白	クリーム	アイボリー	スカイ	ライト	ブルー
ピンク	レッド	イエロー	オレンジ	ライト	ライム
抹茶	グリーン	グレー	ライト	ブラック	黒




上下肢台

KT-220 **17,000円**

45～79cm

レザーカバー

KT-220B **1,350円**




ホータイ巻器 1:9

KT-226 **23,000円**

ホータイ巻器 1:9用ハンドル

KT-226B **3,500円**



ホータイ巻器 1:1

KT-225 **7,800円**

ホータイ巻器 1:1用ハンドル

KT-225B **2,600円**



脱衣カゴ・PX

ホワイト KT-404 **5,600円**

ブルー KT-404B **5,600円**

45×36×56cm (脚ゴム付)



脱衣カゴ・PC

ホワイト KT-403 **6,400円**

ブルー KT-403B **6,400円**

45×36×61cm (キャスター付)



脱衣カゴ・WD

KT-435 **13,000円**

48×38.5×79.5cm
カゴ半透明



脱衣カゴ

ホワイト
KT-401 **1,170円**

ブルー
KT-401B **1,170円**

48×35×16cm



脱衣カゴ・PU

ホワイト
KT-402 **5,600円**

ブルー
KT-402B **5,600円**

48×35×24cm
診察台の下に入ります。
キャスター付

上下肢台・ホータイ巻器・脱衣カゴ

診療室設備

正面付け表示板

白板、黒文字、裏面接着テープ付

明朝体 15×5cm

KT-523 **1,200円**

丸ゴジ体(特注) 25×7.5cm


KT-522 **2,500円**

「禁煙」は特注

(明朝体) **1,700円**

(丸ゴジ体) **2,850円**

3	院長室	47	診察室	77	洗面所	112	TOILET
9	受付	48	診療室	86	男子更衣室	122	非常ベル
14	御手洗	54	事務室	87	男子便所	124	物療室
24	休養室	55	女子更衣室	89	W C	131	待合室
25	休憩室	56	女子便所	96	脱衣室	139	湯沸室
30	喫煙所	62	女子ロッカー	97	男子用	146	ロッカー室
27	禁煙	67	シャワー室	101	治療室	148	和室
34	化粧室	65	消毒室	108	出入口		
38	更衣室	74	女子用	110	特別室		




番号札

(プラスチック製1組50枚用)

KT-527 **3,400円**

W3.8×L5.9cm (1番~50番)
白、黄、桃



番号札立

(プラスチック製50枚用)

KT-526 **4,900円**

W16.8×D19×H19cm



ミニステップ

KT-840 **14,000円**

■患者様の乗降用ステップとしてベッドからの乗り降りを安全サポート。

■床面をキズから守る専用脚ゴム付き。床面との滑りも防止する軟質系。

幅40cm 奥行30cm 高さ15・20・25・30cm

クッション厚：2cm

重量：約4.5kg

ビニールレザー18色

白	クリーム	アイボリー	スカイブルー	ライトブルー	メディカル
ピンク	レッド	イエロー	オレンジ	ライトグリーン	ライムグリーン
抹茶	メディカル	グレー	ブラック	茶	黒



汚物缶

KT-409 **8,000円**

直径21×H30cm

KT-409B **11,500円**

直径24×H35cm

傘立・オブリークアーバンB


●材質/本体：スチール角パイプ・鋼板にアクリル、焼付塗装、シュート受皿：ポリプロピレン



傘立12本用

KT-676 **27,800円**

W496×D210×H540mm
7.4kg (ウエイト含む)



傘立24本用

KT-677 **39,800円**

W972×D210×H540mm
11.2kg (ウエイト含む)

吊下げ表示板・番号札・フミ台・傘立

パステルカラーの
ホットキャビ

庫内容量
6
リットル

おしぼり
約32本用



ミニキャビ
HC-6A
KT-484B
37,000円

◀パールブルー



ミニキャビ
HC-6G
KT-484C
37,000円

◀パールグリーン

タテ置きヨコ置き
自由自在のミニキャビ

水分を含ませたおしぼり、タオルを70℃～80℃
に温めるタオル蒸し器です。
前開きでも上開きでも置き場所を選びません。

AC100V 50/60Hz、120W、70℃～80℃
外形寸法：W300×D307×H230
庫内寸法：W220×D220×H135




ミニキャビ
HC-6P
KT-484D
37,000円

◀パールピンク



ミニキャビ
HC-6SUS
KT-484E
37,000円

◀ステンレスボディー



前扉タイプ HC-10F

KT-480 38,000円
(おしぼり=45～54本入)

AC100V 50/60Hz、120W
サイズ：W350×D275×H290mm
庫内容量：10ℓ
質量：5.5kg



横扉タイプ HC-10S

KT-481 38,000円
(おしぼり=45～54本入)

AC100V 50/60Hz、120W
サイズ：W350×D275×H290mm
庫内容量：10ℓ
質量：5.5kg



前扉タイプ HC-18F

KT-482 43,000円
(おしぼり=80～96本入)

AC100V 50/60Hz、180W
サイズ：W450×D275×H355mm
庫内容量：18ℓ
質量：6.5kg



横扉タイプ HC-18S

KT-483 43,000円
(おしぼり=80～96本入)

AC100V 50/60Hz、180W
サイズ：W450×D275×H355mm
庫内容量：18ℓ
質量：6.5kg



ホットキャビ
HC-10Uve 殺菌灯付

KT-486 44,000円
おしぼり45本～54本(10ℓ)

AC100V 50/60Hz、120W、
78～80℃二段切換
外形寸法：W350×D275×H290mm
殺菌灯GTL2 2W
用途に合わせて、庫内温度の設定を
L(70℃)、H(80℃)の2段階に切り
換えて使用することができます。




おしぼり (24枚)
KT-300 1,800円
綿100%、サイズ30×30cm



蒸しタオルで患部を拭くだけで。
●患部を清潔にし、さわやかになります。
●血行を良くし、リラックスさせます。
●導子を汚さない為、器具類を長持ちさせます。
実は治療効果を高めてくれる大切なアイテムが、
蒸しタオル！ 誰もが喜ぶ心遣いです。

ホットキャビ・おしぼり

診療室設備



カルテ棚 KP (A4サイズ)

KT-302B 39,500円

W490×D305×H600mm



スチールカルテ棚 一列16段 A4-116

KT-841 34,000円


W277×D350×H700cm



スチールカルテ棚 二列10段 A4-210

KT-842 53,000円


W554×D350×H880cm



カルテ棚 100区分対応タイプ

KT-274 134,600円


- W900×D320×H1790mm・71kg
 - 内寸法/W40×D315×H261mm
 - 可動式仕切板: ABS・40mmピッチ・各段19枚付
 - A4サイズ用
 - 本体: スチール・メラミン焼付塗装
 - 横連結用穴付・アジャスター付
 - ベース一体型
- 梱包・送料別



カルテ棚 60区分対応タイプ

KT-275 108,700円

- W900×D320×H1790mm・61kg
 - 内寸法/W80×D315×H261mm
 - 可動式仕切板: ABS・40mmピッチ・各段9枚付
 - A4サイズ用
 - 本体: スチール・メラミン焼付塗装
 - 横連結用穴付・アジャスター付
 - ベース一体型
- 梱包・送料別



カルテケース A4縦3列

KT-277 94,500円 ※生産終了

- W745×D327×H880mm・35kg
- 本体: スチール・メラミン焼付塗装
- トレー内寸法/W222×D317×H22mm
- オープントレータイプ

カルテ棚・診療券受・三角表示板



保険証診療券受

KT-419 10,000円


13×12×16cm



診療券受 I型

KT-414 8,500円



9.5×12×15cm



カルテフォルダー 両面ポケットタイプ (50入) 見出し差替式

KT-278 9,000円


- ポケットの片面にはカード等の差し込みに便利なスリットが付いています。
- 縦315×横230(+15)×マチ幅10mm
- 表紙: 再生PPシート・透明・0.2mm厚
- 見出しラベル付
- 見出しラベルに、ナンバーラベルを使用してターミナルディジット方式で管理できます。
- 梱包単位 [50]



三角表示板 (アクリル製)


KT-524 4,400円

24×8×8cm




鍼灸カルテ (100枚束)

B5 KA-421 **750円**
A4 KA-421B **750円**



最新鍼灸カルテ (100枚束)

B5 KA-422 **750円**
A4 KA-422B **750円**




治療日誌 (100枚束)

B5 KA-425 **750円**
A4 KA-425B **750円**




良導絡カルテ (B5)

KA-424 **1,300円**
(100枚束)



臨床カルテ (100枚束)

B5 KA-426 **750円**
A4 KA-426B **750円**



予診表 (100枚束)

B5 KA-427 **750円**
A4 KA-427B **750円**



人体ゴム印 (印箱入)

KA-429 **15,000円**

これがあるとカルテを合理的に利用
できます。

ゴム印は合計12種あります。

※赤字はゴム印のサイズをミリ表示。ゴム印上の文字ではありません。

鍼灸カルテ・人体ゴム印

患者着

SG-304、303



SG-301



SG-304、303
前、肩、脇、背中が開きますので様々な部位の施術を行う際にストレスがありません。素材は綿の混率が高いため吸汗性に優れ快適な着心地です。パンツは両脇が開きますので臀部付近の施術に便利です。またウエストが縦ゴムですので履きやすくリラックスできます。

SG-301
前、肩、脇、背中が開きますので様々な部位の施術を行う際にストレスがありません。素材は綿の混率が高いため吸汗性に優れ快適な着心地です。

**鍼灸上衣
鍼灸ウェア SG-304**
(男女兼用)

KT-022 **4,400円**

カラー：ピンク、ブルー

	着丈	バスト	半袖
M(ピンクのみ)	70	120	29.5
L(ブルーのみ)	75	140	35

※対応寸法

M 女性 M~EL 男性 S1~LL
L 女性 E1~E3 男性 LL~B1

**鍼灸パンツ
鍼灸ウェア SG-303**
(男女兼用)

KT-023 **2,400円**

カラー：ピンク、ブルー

	ウエスト	ヒップ	股下
M(ピンクのみ)	66~79	120	18.5
L(ブルーのみ)	76~92	135	19.5

※対応寸法

M 女性 M~EL 男性 S1~LL
L 女性 E1~E3 男性 L~B1

**鍼灸ワンピース
鍼灸ウェア SG-301**
(男女兼用)

KT-024 **5,300円**

カラー：ピンク、ブルー

	着丈	バスト	半袖
M(ピンクのみ)	105	120	29.5
L(ブルーのみ)	100	140	35

※対応寸法

M 女性 M~EL 男性 S1~LL
L 女性 E1~E3 男性 LL~B1



サックス(A)



ピンク(B)



セイジ(C)

**患者着
クローバー
ロングF型**

KT-716 **5,800円**

- サイズ：フリー
- カラー：サックス、ピンク、セイジ
- 前方、後方、左側オープン可
綿35%、ポリエステル65%



**患者着クローバー
ロングS型**

KT-717 **4,700円**

- カラー：サックス、ピンク、セイジ
- 綿35%、ポリエステル65%

患者着



**患者衣
じんべい型
SG-1441**
(男女兼用)

KT-721 **2,950円**

カラー：ピンク、ブルー、グリーン

	着丈	パイピングカラー
S	67	エンジ
M	70	オレンジ
L	73	ブラウン
LL	76	グリーン
EL	77	ネイビー



**患者衣
ズボン
SG-1443**
(男女兼用)

KT-722 **2,450円**

カラー：ピンク、ブルー、グリーン

	ヒップ	股下	パイピングカラー
S	102	55	エンジ
M	112	60	オレンジ
L	122	65	ブラウン
LL	132	70	グリーン
EL	142	75	ネイビー



**患者衣
じんべい型
PG-1411**
(男女兼用)

KT-528

S~EL **2,750円**

3S~SS **2,150円**

カラー：ブルー、グリーン

	着丈	パイピングカラー
3S	47	ピンク
SS	57	ブルー
S	67	エンジ
M	70	オレンジ
L	73	ブラウン
LL	76	グリーン
EL	77	ネイビー



**患者衣
ズボン
PG-1413**
(男女兼用)

KT-529

S~EL **2,350円**

3S~SS **1,800円**

カラー：ブルー、グリーン

	ヒップ	股下	パイピングカラー
3S	75	35	ピンク
SS	85	43	ブルー
S	95	55	エンジ
M	105	60	オレンジ
L	115	65	ブラウン
LL	125	70	グリーン
EL	135	75	ネイビー

抗菌マークの入った医家向スリッパ

抗菌レザー使用
(レザーに抗菌剤を入れてあります)

●カラーバリエーション5色



●名入リスリッパのご案内

名入れができるのは2組以上です。
文字色：金、銀、白の何れかを指定下さい。
6足1組で2組からです、色をご指定下さい。
2組(12足)以上の場合1足につき300円。
4組(24足)以上の場合1足につき100円。



▲5150

抗菌スリッパ 1組6足

5150 (Mサイズ) 長さ: 25.5cm

KT-817 **8,040円**

5151 (Lサイズ) 長さ: 27cm

KT-818 **8,760円**

(5色: A~E)

かかと周り: チロリアンテープ飾り
ヒール高さ: 約2cm



▲5212

抗菌スリッパ 1組6足

5212 (Mサイズ) 長さ: 25.5cm

KT-819 **7,920円**

5213 (Lサイズ) 長さ: 27cm

KT-820 **8,640円**

(5色: A~E)

スポンジ底



▲5215

抗菌スリッパ 1組6足

5215 (Mサイズ) 長さ: 25.5cm

KT-821 **5,520円**

5216 (Lサイズ) 長さ: 27cm

KT-822 **6,000円**

(5色: A~E)

ノーマル型



▲5222

抗菌スリッパ 1組6足

5222 (Mサイズ) 長さ: 25.5cm

KT-823 **7,920円**

5223 (Lサイズ) 長さ: 27cm

KT-824 **8,640円**

(5色: A~E)

前アキ・スポンジ底



▲5275

抗菌スリッパ 1組6足

5275 (Mサイズ) 長さ: 25.5cm

KT-825 **8,640円**

5276 (Lサイズ) 長さ: 27cm

KT-826 **9,480円**

(5色: A~E)

かかと周り: チロリアンテープ飾り
前アキ
ヒール高さ: 約2cm



▲5225

抗菌スリッパ 1組6足

5225 (Mサイズ) 長さ: 25.5cm

KT-827 **6,000円**

5226 (Lサイズ) 長さ: 27cm

KT-828 **6,480円**

(5色: A~E)

前アキ・ノーマル型

簡単殺菌

清潔保管

8足収納

並べて使える

UVパワーで強力殺菌

簡単操作

コンセントを差し込むだけで全国各地でもお使いになれます。

安全性


点灯中でも扉を開けるとリミットスイッチの動きで殺菌灯が消灯し目を痛めることもなく安全にお使い頂けます。

タイマー制御

スリッパの出し入れをするたびに殺菌灯が点灯し15分経ちますと消灯しスリッパを痛めず又、節電が出来経済的にお使いになれます。(注意 タイマー付商品に限ります。)

拡張性

本体に予備コンセントが付いていますので台数を増やしてお使い頂けます。



クリーンボックス
スリムエイト 8足用

タイマー付

アイボリー、ブルー、ピンク、グリーン

KT-474 **148,000円**

木目

KT-474B **158,000円**

タイマー無

アイボリー、ブルー、ピンク、グリーン

KT-475 **138,000円**

木目

KT-475B **148,000円**

定格電圧: AC100V
定格周波数: 50/60Hz共通(切替式)
定格消費電力: 28W
使用殺菌灯: 10W×2灯
外寸法: W320×D360×H1100
内寸法: W270×D285×H975
ガラス: 3mm厚 強化ガラス
内装: 電解アルミ反射板
本体色: アイボリー
棚網枚数(固定): 8枚
コード長さ: 1.8M
その他: 耐震金具、アジャスター付



クリーンボックス
ワイド 16足用

タイマー付

アイボリー、ブルー、ピンク、グリーン

KT-476 **258,000円**

木目

KT-476B **278,000円**

タイマー無

アイボリー、ブルー、ピンク、グリーン

KT-477 **248,000円**

木目

KT-477B **268,000円**

殺菌灯: 10W×4灯
サイズ: W650×D360×H1,100mm



スリッパ・殺菌線スリッパラック



ドクターチェア OFC-100

KT-599 28,400円 ※生産終了

背座一体ロック機構、ガス上下調節機構
背・座部：成型合板・ウレタンフォーム
肘部：PP樹脂成型型
脚部：GFナイロン樹脂成型品5本脚・
φ50ナイロン双輪キャスター・ガスシリンダー
寸法：W662×D680×H1040～1140×SH460～560mm
質量：15.8kg
カラー：ブラック(ビニールレザー)



ハイチェア SLD型

KT-558 56,000円

座直径37.5×座H47～62.5cm
(+背高20.5cm) 足リング45.5φ
ガススプリング上下調節
キャスター付、
ビニールレザー張り
ダークグレー・グリーン



ハイチェア DB型

KT-559 40,000円

座直径36×座H47～64.5cm
足リング45φ
ビニールレザー張り
ガススプリング上下調節
キャスター付
黒・アイボリー



オーバルチェア (キャスター付き)

KT-025 18,000円

座面直径31cm 座高25～55cm



オーバルチェア (アジャスター付き)

KT-026 18,000円

座面直径31cm 座高25～55cm

共通仕様
■安定した強度を実現するスチール製4脚ベースの高さ固定式スツール。
■直径5cmの双輪キャスター&樹脂製アジャスター。360°固定式座面。
●クッション厚：6cm ●重量：約5kg

ビニールレザー18色				
白	クリーム	アイボリー	ライトブルー	ライト
メディ	ピンク	レッド	イエロー	オレンジ
ライト	ライム	抹茶	グレイ	グレー
ライト	ブラウン	茶	黒	



シースツール

KT-010 12,000円

■コンパクトで安定性抜群のスチール製クロムメッキ加工5本脚を採用。
■簡単なレバー操作で高さ調節できるガスシリンダー式昇降機能付き。
■耐久性の高い直径5cmのキャスターを採用。便利な360°回転式座面。
座面直径35cm 座高44～55cm
●クッション厚：7cm ●重量：約4.5kg
アイボリーレザー限定
※安心・安定してご使用いただくため、しっかりした圧力のシリンダーを採用しています。体重約40kg以下の方がご使用いただく場合、スムーズに上下しない場合があります。予めご了承ください。



タルロ

KT-027 30,000円

■施術者をサポートする低床タイプのジャバラ非装着の高級チェア。
■安定性の高い樹脂製の5脚ベース。ガスシリンダー式の昇降機能。
■耐久性の高い直径5cmのキャスターを採用。便利な360°回転式座面。
座面直径36cm 座高36～41cm
●クッション厚：6cm ●重量：約8kg

ビニールレザー18色				
白	クリーム	アイボリー	ライトブルー	ライト
メディ	ピンク	レッド	イエロー	オレンジ
ライト	ライム	抹茶	グレイ	グレー
ライト	ブラウン	茶	黒	



CKチェア SA型

KT-504 9,000円

直径31.5×座H46～56cm、キャスター付



CKチェア SB型

KT-533 9,700円

直径31.5×座H40～53cm



補助イス 24型

KT-517 5,600円 ※生産終了

座部：合板・ウレタンフォーム、脚部：φ25.4スチールパイプ・クロムメッキ
重量：2.2kg、張り地φ27×座H45.5cm、カラー：グリーン・レッド・ブルー

チェア・補助イス



プロスツール
(キャスター付き)
KT-028 **38,000円**
座幅35cm 奥行30cm 座高43~51cm



プロスツール
(アジャスター付き)
KT-029 **38,000円**
座幅35cm 奥行30cm 座高39~47cm
共通仕様
■長時間の施術にも集中できる人間工学に基づいたプロ用座面シート。
■高さ調節がどの位置からでも自由に行えるリング状レバーを採用。
■直径4cmの双輪キャスター&樹脂製アジャスター。360°回転式座面。
●クッション厚:5/7cm ●重量:約5.6kg

ビニールレザー18色				
白	クリーム	アイボリー	スカイ	ライト
ブルー	ピンク	レッド	イエロー	オレンジ
ライト	ライム	抹茶	グリーン	グレー
ライト	ブラウン	茶	黒	



マルチチェア
(キャスター付き)
KT-030 **27,000円**
座幅36cm 座高46~57cm



マルチチェア
(アジャスター付き)
KT-031 **27,000円**
座幅36cm 座高41~52cm
共通仕様
■軽量で耐食性が良く清潔感を演出できるアルミ製4本脚ベースを採用。
■簡単なレバー操作で高さ調節できるガスシリンダー式昇降機能付き。
■直径5cmの双輪キャスター&樹脂製アジャスター。360°回転式座面。
●クッション厚:6cm ●重量:約5kg

ビニールレザー18色				
白	クリーム	アイボリー	スカイ	ライト
ブルー	ピンク	レッド	イエロー	オレンジ
ライト	ライム	抹茶	グリーン	グレー
ライト	ブラウン	茶	黒	



URスツール

KT-032 **36,000円**
■非回転式昇降シリンダー採用で座面固定と高さ調節機能の両立を実現。
■どの位置からでも高さを調節できる便利なリング式レバーを標準装備。
■着座時のみロックがかかる新機能キャスター。ON・OFF切替可能。
座面直径36cm 座高42~50cm
●クッション厚:4cm ●重量:約5.8kg

ビニールレザー18色				
白	クリーム	アイボリー	スカイ	ライト
ブルー	ピンク	レッド	イエロー	オレンジ
ライト	ライム	抹茶	グリーン	グレー
ライト	ブラウン	茶	黒	

ホスピタルチェア

KT-033 **22,000円**
■エグゼクティブな気品を感じさせるジャバラ機能付き高級チェア。
■安定性の高い樹脂製の5脚ベース。ガスシリンダー式の昇降機能。
■耐久性の高い直径5cmのキャスターを採用。便利な360°回転式座面。
座面直径36cm 座高42~50cm
●クッション厚:6cm ●重量:約5kg

ビニールレザー18色				
白	クリーム	アイボリー	スカイ	ライト
ブルー	ピンク	レッド	イエロー	オレンジ
ライト	ライム	抹茶	グリーン	グレー
ライト	ブラウン	茶	黒	

PTスライダー

KT-034 **40,000円**
■低床でハイスロックを実現したPTのためのスペシャルスツール。
■高さ調節がどの位置からでも自由に行えるリング状レバーを採用。
■直径4cmの双輪キャスターを採用した5脚ベース。360度回転式座面。
座面直径36cm 座高38~50cm
●クッション厚:4cm ●重量:約6kg

ビニールレザー18色				
白	クリーム	アイボリー	スカイ	ライト
ブルー	ピンク	レッド	イエロー	オレンジ
ライト	ライム	抹茶	グリーン	グレー
ライト	ブラウン	茶	黒	

ホスピタルハイチェア

KT-035 **26,000円**
■エグゼクティブな気品を感じさせるジャバラ機能付き高級チェア。
■安定性の高い樹脂製の5脚ベース。ガスシリンダー式の昇降機能。
■耐久性の高い直径5cmのキャスターを採用。便利な360°回転式座面。
座面直径36cm 座高44~57cm
●クッション厚:6cm ●重量:約5kg

ビニールレザー18色				
白	クリーム	アイボリー	スカイ	ライト
ブルー	ピンク	レッド	イエロー	オレンジ
ライト	ライム	抹茶	グリーン	グレー
ライト	ブラウン	茶	黒	

チェア・セラピ

伸縮セラピ(小)

KT-036 **30,000円**
幅80~140cm
高さ90・120・150・180cm

伸縮セラピ

KT-037 **34,000円**
幅100~180cm
高さ90・120・150・180cm

伸縮セラピ(大)

KT-038 **37,000円**
幅120~220cm
高さ90・120・150・180cm



共通仕様
■スペースに応じてカーテン幅を自由に伸縮できるシングルスクリーン。
■環境にやさしい粉体塗装仕上げのフレームを採用。丸洗い可能な生地。
直径5cmのストッパー付き双輪キャスター
重量:約7kg(高さ180cm製作時)

クリーム	ベージュ	ピンク	グリーン	ブルー
T-19181	T-19182	T-19183	T-19184	T-19185

※グリップを回す事でロックが解除され、スクリーンの幅を調節する事ができます。



ゲートセラピ

KT-039 **52,000円**
■レイアウトを変えずにゲートを設置できるカーテン式パーテーション。
■ゆったりとした約1.5倍ヒダを採用。防炎ラベル付き。丸洗い可能。
■センターで開閉できるマグネット付きランナー。タッセル2個付き。
幅200cm 奥行40cm 高さ200cm
●重量:約16kg

省スペースの待合室にも置ける低床型ベンチ



コンパクトベンチ MC-1500L

KT-615 28,000円
サイズ：長さ1500×高さ350×奥行き300mm

コンパクトベンチ MC-1200M

KT-616 26,200円
サイズ：長さ1200×高さ350×奥行き300mm

コンパクトベンチ MC-900S

KT-617 24,200円
サイズ：長さ900×高さ350×奥行き300mm

(共通仕様)
本体：合板 ウレタンフォーム
脚部：28.6パイ クロームメッキ
フレーム：16×40角パイプ メラミン焼き付け
張り地：抗菌 防汚レザー
カラー：Aブルー、Bグリーン、Cピンク
●奥行きが300mmなので、狭い通路やロッカー周りに最適です。



ロビー用ベンチ MC-1318NE

KT-661 61,200円
寸法：長さ1,800×D580×H640×高さ385・450・500mm

高さ
三段階

ロビー用ベンチ MC-1315NE

KT-662 54,600円
寸法：長さ1,500×D580×H640×高さ385・450・500mm

ロビー用ベンチ MC-1312NE

KT-663 51,500円
寸法：長さ1,200×D580×H640×高さ385・450・500mm

本体：木枠、ウレタンフォーム、ビニールレザー張り
脚部：31mm角パイプ、クロームメッキ
フレーム：40×16mm角パイプ、メラミン焼付塗装
カラー：グリーン(N1)、ピンク(N3)、ブラック、ブルー(N2)、ブラウン(N4)、(Nシリーズ、防汚、抗菌)



ロビー用ベンチ MC-1328NE

KT-664 44,800円
寸法：長さ1,800×D460×高さ385・450・500mm

高さ
三段階

ロビー用ベンチ MC-1325NE

KT-665 39,400円
寸法：長さ1,500×D460×高さ385・450・500mm

ロビー用ベンチ MC-1322NE

KT-666 37,200円
寸法：長さ1,200×D460×高さ385・450・500mm

本体：木枠、ウレタンフォーム、ビニールレザー張り
脚部：31mm角パイプ、クロームメッキ
フレーム：40×16mm角パイプ、メラミン焼付塗装
カラー：グリーン(N1)、ピンク(N3)、ブラック、ブルー(N2)、ブラウン(N4)、(Nシリーズ、防汚、抗菌)

待合室用長イス

※ご希望の高さをお申し付けください。



高さ 38.5cm

45cm

50cm

※ご希望の高さをお申し付けください。



高さ 38.5cm

45cm

50cm



ソファーSR・背付き

KT-695 110,000円

幅：座幅43(全幅63) 座幅48(全幅68)cm
長さ：120・130・140・150・160・170・180cm
高さ：座高38(全高65)cm 座高43(全高70)cm
重量：約40kg クッション厚：5cm(座面)

●座面と背もたれの丸みが質の高い座り心地をもたらす快適構造。
●立ち座りの負担を軽減させる座高43cm設計。シームライン縫製無し。

ビニールレザー18色

白	クリーム	アイボリー	スカイブルー	ライトブルー	メディカルブルー	ピンク	レッド	イエロー
オレンジ	ライトグリーン	ライムグリーン	抹茶	メディカルグリーン	グレー	ライトブラウン	茶	黒

医療施設用カーテン (工事等は別途お見積りいたします)


メディカル

クリーンで機能的な空間に安らぎと彩りを…

ニューホスピタルN195 (1mあたり)

4,800円


寸法/巾: 197cm **ヨコ使い**
 組成: ポリエステル100%
 リビート: タテ197.0cm・ヨコ - cm
 寸法変化率: 水洗い/タテ - 1.0%・ヨコ - 0.5% (JIS-L-1018 D 法)
 ドライ/タテ - 0.5%・ヨコ 0.0% (JIS-L-1018E-2法)
 防災: (イ) AO 010274 新、取扱絵表示: リ-30



ニューホスピタルN233 (1mあたり)

5,700円

寸法/巾: 235cm **ヨコ使い**
 組成: ポリエステル100%
 リビート: タテ235.0cm・ヨコ - cm
 寸法変化率: 水洗い/タテ - 1.0%・ヨコ - 0.5% (JIS-L-1018 D 法)
 ドライ/タテ - 0.5%・ヨコ 0.0% (JIS-L-1018E-2法)
 防災: (イ) AO 010274 新、取扱絵表示: リ-30



やわらかな手触り感と風合いが魅力の
 リリカラニューホスピタルN。
 ベッド回りを心地よく包むとともに
 プライバシーを守ります。

N195 : 20001
 N233 : 20005

N195 : 20003
 N233 : 20007

N195 : 20002
 N233 : 20006

N195 : 20004
 N233 : 20008



ホスピタルテープ仕様 価格表

仕上り巾 ヒダなし	~100cm	~150cm	~200cm	~250cm	~300cm	~350cm	~400cm	~450cm	~500cm
~195cm	10,100	13,600	17,200	20,800	24,400	28,000	31,600	35,200	38,700

ヒダなしカーテン片開き/タッセルを含みません。巾方向を丈として使用しますので、巾つなぎの必要がありません。

(単位: 円)

仕上り巾 ヒダなし	~100cm	~150cm	~200cm	~250cm	~300cm	~350cm	~400cm	~450cm	~500cm
~233cm	12,000	16,300	20,400	24,700	29,000	33,300	37,500	41,800	46,100

ヒダなしカーテン片開き/タッセルを含みません。巾方向を丈として使用しますので、巾つなぎの必要がありません。



(単位: 円)

プレーン やさしい色につつまれた
 健やかで快適なスペースに…

キューブ (1mあたり)

本体価格 1,300円

寸法/巾: 100cm
 組成: ポリエステル100%
 リビート: タテ - cm・ヨコ - cm
 寸法変化率: 水洗い/タテ - 0.4%・ヨコ 0.9% (JIS-L-1096 D 法)
 ドライ/タテ 0.5%・ヨコ 0.5% (JIS-L-1096J-1法)
 取扱絵表示: リ-30



レギュラー縫製仕様 価格表

仕上り巾 (約2倍ヒダ)	~100cm 2巾	~150cm 3巾	~200cm 4巾	~250cm 5巾	~300cm 6巾	~350cm 7巾	~400cm 8巾
~100cm	8,800	12,300	15,800	19,300	22,800	26,300	29,800
~120cm	9,800	13,800	17,800	21,800	25,800	29,800	33,800
~140cm	10,800	15,300	19,800	24,300	28,800	33,300	37,800
~160cm	11,800	16,800	21,800	26,800	31,800	36,800	41,800
~180cm	12,800	18,300	23,800	29,300	34,800	40,300	45,800
~200cm	13,800	19,800	25,800	31,800	37,800	43,800	49,800
~220cm	14,800	21,300	27,800	34,300	40,800	47,300	53,800
~240cm	15,800	22,800	29,800	36,800	43,800	50,800	57,800
~260cm	16,800	24,300	31,800	39,300	46,800	54,300	61,800
~280cm	17,800	25,800	33,800	41,800	49,800	57,800	65,800
~300cm	18,800	27,300	35,800	44,300	52,800	61,300	69,800
約1.5倍ヒダ	~120cm	~200cm	~266cm	~333cm	~400cm	~466cm	~533cm

約2倍ヒダ/タッセルを含む


(単位: 円)




カーテン

経穴模型

長田式デルマトーム人形・頭手耳経穴模型・鍼灸経穴模型




人形背面の痛圧刺激ポイントは経穴(ツボ)ではなく、独自の痛圧刺激ポイント表示をしています。解説書付



**長田式
デルマトーム人形**
KP-284 21,000円

サイズ：高さ約50cm
材質：合成樹脂、中国製



耳経穴模型1つい型

KP-272 2,650円

小さい耳模型です。
タテ8×巾4.5×厚2cm



耳経穴模型

KP-233 3,000円

タテ13×巾7.3×厚3cm
中国製



頭部経穴模型

KP-234 5,500円

高さ21×横11×奥8.1cm、
中国製



手経穴模型

KP-232 3,000円

長13×巾10.5×厚3cm、
中国製




等身大経穴模型

KP-283 340,000円

サイズ：高さ205cm(台座含む)
材質：合成樹脂(中国製)
カラー：ブロンズ

キャスター付



経穴人形(大)(男)

KP-201 8,000円


身長50cm、中国製

経穴人形(小)

KP-202 4,000円

身長26cm、中国製

2009年WHO/WPRO
標準経穴部位
日本語公式版に
対応



鍼灸標準経穴模型(日本語版)

KP-291 8,000円

サイズ：高さ55cm(男性のみ)
材質：合成樹脂製、ABS台座付、中国製
◎両半身の流注を色別(14色)で表示
◎筋、骨格の位置に沿った経穴を正確に
分かりやすく表記
◎奇穴、新穴を表記
◎耐久性に優れた高品質素材を使用

模型 (骨格・関節)



3B Scientific® 全身骨格シリーズの基本仕様

- ・極めて高いコストパフォーマンス
- ・3年間保証
- ・ドイツで作られた第一級ナチュラル・キャスト製
- ・手作業による丁寧な仕上げ
- ・耐久性があり折損の恐れが少ない丈夫なプラスチック製
- ・約200個の骨を実物に近い質感・重量で再現
- ・等身大
- ・3分解の頭蓋骨
- ・実物と区別がつかぬほど、精巧に作られた歯
- ・素早く簡単に取り外しが可能な上肢と下肢
- ・簡易ダストカバー付属

3B Scientific® 全身骨格

直立型スタンド仕様



等身大骨格モデル A10

KP-252 **44,100円**

全身骨格シリーズ中のベーシックモデルです。50年にわたり世界中の病院、大学、学校、研究所におけるスタンダードモデルとして、その品質と機能性に高い評価を得てきました。
高さ170cm 重さ7.6kg

3B Scientific® 全身骨格

直立型スタンド仕様



等身大骨格モデル ～スーパースケルトン～ A13

KP-285 **144,000円**

- ・シリーズ基本仕様適合 (右上肢は取り外し不可)
- ・医学的・解剖学的に重要な600余の部位の番号表示
- ・筋の起始/停止を色分け表示
- ・肩、肘、股、膝関節に伸縮可能な靭帯付き
- ・全方向に屈伸可能な脊柱
- ・椎骨動脈と脊髄神経付き
- ・ヘルニア病部付き (L3/L4間)
- 高さ170cm 重さ8.2kg

3B Scientific® 全身骨格シリーズの最上級骨格モデルは、シリーズ基本仕様に加え (ただし右上肢の取り外し不可、右下肢は寛骨ごと取り外し)、さらに脊柱にヒトの生理学的可動域をフルにカバーする機能を持たせています。複雑な動きをする頸椎部においても、すべての自然な動作ができます。筋の起始/停止表示、伸縮可能な靭帯のついた関節、椎骨動脈、ヘルニア病部 (L3/L4間)、医学的・解剖学的に重要な600余の部位の番号表示とそれに対応するキーカード (部位名称表) など、すべての条件を備えたモデルはあらゆる使用目的に対応します。

3B Scientific® 全身骨格

吊り下げスタンド仕様



脊柱可動型骨格モデル A15-3S

KP-251 **185,000円**

- ・脊柱完全可動
- ・可動性を備えた肩甲骨と鎖骨が上肢の挙上に連動
- ・股関節はエラスティックコードで連結
- ・膝関節を屈曲・伸展させた時の膝蓋骨の位置を再現可能
- ・頭蓋冠の取外し可能
- ・精巧に作られた歯
- ・本物の骨格標本からの第一級ナチュラル・キャスト製
- ・約200個の骨を実物に近い質感・重量で再現

肩、肘、股、膝、手首、足首の各関節は伸縮コードで連結し高い可動性を追及。ヒトの関節の可動域をすべてカバーするモデルで、自然な動作を忠実に再現。
高さ186cm (スタンド含む)
重さ8.0kg



全身骨格モデル

3B Scientific®

ミニ骨格

直立型スタンド仕様



各関節は次のように可動します。
 ・下顎：上下に開閉
 ・肩関節：屈曲/伸転、内転/外転
 ・肘関節：屈曲/伸展
 ・前腕：回外/回内
 ・手：背屈/掌屈
 ・股：屈曲/伸転、内転/外転
 ・膝：屈曲/伸展
 ・足：背屈/底面
 脊柱は可動しません

1/2 縮尺型骨格モデル A18

KP-286 30,100円

ミニ骨格モデルの中でもトップクオリティーを誇るモデルです。等身大の1/2サイズで解剖学的構造を細部まで精密に再現しました。頭蓋骨は頭蓋冠、頭蓋底、下顎骨の3分解が可能です。
 高さ88cm 重さ1.5kg

吊り下げスタンド仕様



1/2 縮尺型骨格モデル A18/6

KP-292 47,200円

A18と同内容ですが、左側に筋の起始(赤)/停止(青)部を着色表示。筋の表示には番号がつけられています。スタンドはボール部だけを利用して壁に吊るすことも可能です。
 高さ94cm 重さ1.7kg

3B Scientific®

脊柱

スタンド付き



脊柱可動型モデル, 標準型 A58/1

KP-287

25,900円

高い品質と優れた経済性そして高い耐久性を兼ね備えた、最も人気の高い脊柱モデルのシリーズです。可動性に富み、作った姿勢を保持できるので、患者説明用にも手軽に使用できます。
 高さ74cm 重さ1.8kg

- ・脊柱可動
- ・男性骨盤と後頭骨
- ・L3・L4間にヘルニア病部付
- ・脊髄神経根
- ・椎骨動脈

スタンド付き



脊柱可動型モデル, 大腿骨付 A58/2

KP-250


28,100円

A58/1に大腿骨の上部を追加。股関節可動
 高さ83cm 重さ2.1kg

3B Scientific®

脊柱

スタンド付き




脊柱可動型モデル, 大腿骨, 筋・起始/停止表示付 A58/3

KP-288 35,000円

左側に筋の起始部(赤)と停止部(青)を着色表示し、各部位の名称を確認できるキーカードが付属します。可動性に富み、作った姿勢を保持できるので、患者説明用にも手軽に使用できます。その他の仕様はA58/1と同様。
 高さ83cm 重さ2.1kg

スタンド付き



脊柱可動型モデル, 女性骨盤仕様 A58/4

KP-289

32,700円

女性骨盤付き。その他の内容はA58/1と同様。
 高さ74cm 重さ1.8kg

スタンド付き



脊柱可動型カラーモデル, 大腿骨付 A58/9

KP-293

39,200円

A58/1と同様の特徴に加え、大腿骨の上部を追加。患者への指導や教室での授業がよりスムーズに行えるように、5セクションごとに色分けされています。股関節可動。
 高さ82cm 重さ2.1kg

- ・7頸椎
- ・12胸椎
- ・5腰椎
- ・仙骨
- ・尾骨
- ・L3・L4間ヘルニア病部付き。



1/2 縮尺型脊柱可動型モデル A18/21



KP-290

16,600円

後頭骨と骨盤が付属した可動型脊柱モデルです。1/2サイズですが、脊柱の自然な動きを再現することができます。
 高さ44cm 重さ0.35kg

模型 (骨格・関節)

独 3B (スリービー社)



**肩関節,
機能モデル
A80**

KP-262

12,300円

伸縮性のある靭帯が付いた可動型の肩関節模型です。




**股関節,
機能モデル
A81**

KP-303

12,300円

伸縮性のある靭帯が付いた可動型の股関節模型です。



**膝関節,
機能モデル
A82**

KP-263

12,300円

伸縮性のある靭帯が付いた可動型の膝関節模型です。



**肘関節,
機能モデル
A83**

KP-304

12,300円

伸縮性のある靭帯が付いた可動型の肘関節模型です。

ミニ関節モデル

各 **6,300円**

① **股関節 A84/1**

KP-264A

② **膝関節 A85/1**

KP-264B

③ **肩関節 A86/1**

KP-264C

④ **肘関節 A87/1**

KP-264D

断面レリーフ・スタンド付。実物の1/2モデル



**手の構造,
3分解モデル
M18**

KP-305

78,000円

手の構造(骨、筋肉、腱、靭帯、動脈、神経など)を観察できます。



**足関節,
靭帯付モデル
M34**

KP-306

29,900円

足関節の解剖学的に重症な靭帯と腱を観察できます。

独 SOMSO Modelle

ドイツ・ソムソ社製の各種モデルは100年以上の歴史が語る通り世界一といえる技術が商品に表現されています。精密でリアルティなソムソ・モデルをお手元に置くことは患者様により説得力のある会話になると信じております。

- 実物大
- プラスチック製
- 日本語説明書付



膝関節機能模型

KP-216

35,000円

靭帯付、膝の屈曲可能
34×18×18cm 1.0kg

**手関節模型
QS31/7ST**

KP-253

33,000円

各指骨が上記の様にゴムによって繋がっている為に指骨を自由に動かすことができる。
25×25×28cm 83g

**足関節模型
QS23ST**

KP-254

31,000円

各指骨が上記の様にゴムによって繋がっている為に指骨を自由に動かすことができる。
25×25×28cm 83g



足関節機能模型

KP-217 **105,000円**

靭帯付、足の上下、内外転の動き可能
25×25×28cm 900g

手関節機能模型

KP-218 **98,000円**

靭帯付、足の上下、内外転の動き可能
36×18×19cm 400g

肘関節機能模型

KP-215 **33,000円**

靭帯付、肘の屈曲、とう骨の旋回運動可能
41×19×22cm 650g

肩関節機能模型

KP-213 **41,000円**

靭帯付、腕の前斜、後斜及び内外の動き可能
26×19×22cm 650g

股関節機能模型

KP-214 **37,000円**

靭帯付、大腿骨の内外転の動き可能
35×20×18cm 1.25kg

各部関節モデル・3B・SOMSO

模型 (筋肉・内臓)



頸椎 胸椎 腰椎

ドイツ 3B社製

頸椎 A72

KP-224 12,800円

7個の頸椎と後頭骨からなる椎間板、椎骨動脈、脊髄神経付
12×15×19cm

胸椎 A73

KP-228 12,800円

12個の胸椎からなる。椎間板、椎骨動脈、脊髄神経付
12×12×32cm

腰椎 A74

KP-225 12,800円

5個の腰椎からなる。椎間板、椎骨動脈、脊髄神経付
12×12×34cm



椎間板ヘルニアのモデル A76

KP-226 8,500円

ドイツ・3B社製、実物大
第四と第五腰椎間の標本で中央部と背側壁に椎間板ヘルニア取り替え可。総5部分
12×12×13cm



骨粗鬆症モデル A78

KP-256 8,300円

ドイツ・3B社製
3個の腰椎から成るモデル。比較のため上部は健康な椎骨断面、中部は密度の減少した骨粗鬆の断面、下部はさらに進行し、圧迫変形したものを表示
スタンド取り外し可 高さ16cm



頭蓋骨 22分解キット、マルチカラー仕様 A291

KP-294 54,000円

ドイツ・3B社製
この詳細なナチュラルキャスト製の頭蓋モデルは22個の骨に分解することができます。各縫合部には、ピンコネクターが目立たぬようにしっかりと埋め込まれ、何度でも分解・組み立てを繰り返すことができます。それぞれの骨は9つの色に塗り分けられて、より鮮明に個々の骨を区別しながら頭蓋骨の構造を理解できます。左右で対をなす骨は左右とも同色になっています。



分解できる骨は次のとおりです。
頭頂骨(左右一対)・後頭骨(左右一対)・蝶形骨・前頭骨・篩骨・鋤骨・口蓋骨(左右一対)・下鼻甲介(左右一対)・上顎骨(左右一対、歯牙一体)・涙骨(左右一対)・鼻骨(左右一対)・頬骨(左右一対)・下顎骨(歯牙一体)
21×14×16cm 0.7kg



頭蓋、頸椎付、4分解モデル A20/1

KP-248 29,900円

ドイツ・3B社製
頭蓋、頸椎付、4分解モデル
頸椎は屈伸自在。延髄、脊髄神経、椎骨動脈、脳底動脈付き。
3分解の頭蓋は、頸椎から取り外し可能です。スタンド付。
20×13.5×15.5cm 1.4kg



3B・分解モデル




筋肉解剖 45分解モデル/両性 3/4サイズ B50

KP-274 1,233,000円

サイズ: 138×50×32cm 重さ: 17kg

このモデルは学術上極めて微細な部分まで再現した非常に精巧な模型です。分解は、頸部と取りはずせる頭蓋冠、脳(3分解)、右上肢、左上肢と肩部(5個の筋肉分解)、8個の下肢筋肉と股筋、胸腹壁と取りはずせる女性乳房、右肺(2分解)、左肺(2分解)、胸腺、心臓(2分解)、男性の生殖器(2分解)と取りはずせる陰茎(2分解)、女性の生殖器(2分解)からなっています。各部位番号表示入、キャスタースタンド付、キーカード(ラ/独/英/仏)




トルソー 28分解モデル/両性、背側開放型 B35

KP-277 176,000円

サイズ: 87×38×25cm 重さ: 8kg

脱着できる頭部は、鼻・口腔、咽頭、半脳を露出(動脈付半脳-4分割、視神経付眼球取りはずし可能)。女性胸部(外皮、筋、乳腺、肋骨部)、両肺、心臓(2分割)、胃(2分割)、胆のう付肝臓、小腸、脾臓付大腸(3分割)、右腎臓(2分割)、女性の生殖器(2分割)と取りはずせる胎児、男性の生殖器(2分割)と取りはずせる陰茎(2分割)、小脳から仙骨まで背側開放され第7胸椎は取りはずせません。各部位番号表示入、キーカード(ラ/独/英/仏)



ミニトルソー 12分解モデル/無性、頭部付 B22


KP-278 27,600円

サイズ: 54×24×18cm 重さ: 2.7kg

実物大のほぼ1/2サイズ。頭部は半分に分けて半脳も取り出し可能。両肺、心臓、(2分割)、胃、胆のう付肝臓、腸(大小)一体(脾臓含)、盲腸開閉からなっています。各部位番号表示入、キーカード(ラ/独/英/仏)

BEST seller


ポスターを折らずに送る場合、紙管1本につき別途 200円が加算されます。全商品が対象となります。



鍼灸経絡経穴図

パネル入 KP-109B 8,000円
ビニール加工 KP-109A 2,000円

90.2×60.0cm 経絡、臓器がひと目でわかるカラー刷



「鍼灸適応症」ポスター

84×59.5cm KP-103A 800円
パネル入り KP-103B 5,800円

鍼灸経絡経穴図・「鍼灸適応症」ポスター・「初めての方」ポスター

初めての方は是非お読み下さい

「鍼灸は痛くありません」
治療に用いる針は髪の毛の細さでせいぜい数ミリ程度の長さの針です。もしあなたが二、三ヶ所の治療でどうも我慢できないというところでしたら治療は中止します。でも当院では自信をもつておすすめてくれますので治療中の恐怖感・緊張感・不安感は一切不用です。

「反応及び副作用について」
治療後一時的に色々な症状が出てくる場合があります。これを漢方で「ゆんげん」といってむしろ治療の現われがよい結果を期待できます。心配はありません。薬のような習慣性や副作用はございません。

「治療効果と治療回数について」
鍼灸治療の効果は発病してからの浅い病状ほど早く治ります。針灸一回の治療で済む症状が多くなります。長年続いていた慢性症状は毎日続けられた方が効果的ですが、症状が治ります。お急ぎの場合は一週間から二週間程度で快癒してゆく場合もあります。指示通り治療して下さい。


「養生について」
どんな治療法でも養生が必要ですが、再び病気に悩まされないためには治療中も治療後は次の事項を守って下さい。
睡眠は十分のこと
治療直後の入浴は厳禁すること
アルコール類は飲まないこと
刺激性食品、不消化物は控えること
雑事に気を配り、精神を疲勞させないこと

「その他必要に応じて」
「その他必要に応じて」
「その他必要に応じて」

90.0×62.3cm

「初めての方は是非お読み下さい」ポスター

90.0×62.3cm KP-101A 1,000円
ビニール加工 KP-101C 2,000円
パネル入り KP-101B 6,000円



チラシ200枚 A5判
KP-101D 1,500円

チラシは待合室に置いて広く患者さんにお持ち帰りいただくPR用としてご利用ください。

21.0×14.8cm



五 善	五 志	五 飲	五 果	五 味	五 香	五 色	五 目	五 腑	五 臟	五 行	
風	怒	酸	酸	酸	酸	酸	酸	肝	肝	木	
熱	喜	苦	苦	苦	苦	苦	苦	心	心	火	
湿	思	甘	甘	甘	甘	甘	甘	脾	脾	土	
燥	悲	辛	辛	辛	辛	辛	辛	肺	肺	金	
寒	恐	淡	淡	淡	淡	淡	淡	腎	腎	水	
外因	内因	飲	食	精神作用	初診	問	診	開診	望診	一般事項	区分

五行之色体表


五行之色体表

KP-114 3,500円

和紙風特殊紙使用
解説付 紙管入
103×32cm
ビニール加工

ポスターを折らずに送る場合、紙管1本につき別途200円が加算されます。全商品が対象となります。


頭鍼療法刺激区図・耳針療法のためのポイントマスター・耳介図カラー図鑑



頭鍼療法刺激区図

KP-115 1,500円


解説書付 71×51.5cm



耳針療法のためのポイントマスター (意匠登録済)

KP-104 3,500円

表裏両面で72の疾病名(英文付)があり、カードを回転させることにより、必要とする疾病の主要穴(赤点)備要穴(緑点)がひと目でわかる仕組みになっています。直径21cm 説明書、耳介図カラー図鑑付。



耳介図カラー図鑑

KP-119 1,000円

51×36cm



2枚セット経穴図

KP-106

1,000円


107×38cm
正面・背面2枚組



KP-106B

4,700円


表装掛軸
正面・背面2枚組



奇経八脈図鑑

KP-155 1,800円

山下 詔孝
●奇経の流注とそれぞれの関係、さらに所属する経穴が一目でわかる。どんな症状、病気にはどの組み合わせ経穴を選べばよいか、臨床に即対応できる。
■解説書(16頁)付
■サイズ:縦84×横59.4cm



鍼灸補瀉要穴の図


KP-154 1,500円

表装掛軸
KP-154B 3,800円

本間祥白 著
●鍼灸治療の基本である補法、瀉法について、本図は古典「難経」に則った補・瀉の理論と配穴を模式化した。
■解説書(50頁)付
■サイズ:幅106×横57cm

3D 人体チャート

独特な立体加工技術により、
体表面の起伏を生体に沿って精巧に再現しました。





3D 鍼灸経絡経穴図 (2枚セット)

KP-161 **4,800円**

材質：PVC素材 サイズ：縦74cm×横54cm


- 平面印刷では表現できないリアルな立体効果
- 軽くて画鋏1つで壁に掛けられます。
- 軽量(196g)で耐久性のある材質
- 鮮明で読みやすい文字



3D 人体チャート (骨格)

KP-156 **4,500円**


材質：PET素材 サイズ：縦74cm×横54cm



3D 人体チャート (自律神経系)

KP-159 **4,500円**

材質：PVC素材 サイズ：縦74cm×横54cm



3D 人体チャート (末梢神経系)

KP-158 **4,500円**


材質：PET素材 サイズ：縦74cm×横54cm



3D 人体チャート (骨格筋)

KP-157 **4,500円**


材質：PVC素材 サイズ：縦74cm×横54cm



3D 人体チャート (諸関節と靭帯)

KP-160 **3,500円**


材質：PET素材 サイズ：A2変形(縦65cm×横47cm)



**3D 足のリフレクソロジーチャート
デスクサイズ**

KP-163 **900円**

材質：PVC素材 サイズ：A4判



**3D 足のリフレクソロジーチャート
ポスターサイズ**

KP-162 **3,500円**

材質：PET素材 サイズ：縦55cm×横36.5cm

3D 人体チャート

ポスターを折らずに送る場合、紙管1本につき別途200円が加算されます。全商品が対象となります。




骨格筋

86×62 cm **KP-120B** 3,400円
 パネル入 **KP-120** 10,000円
 デスクサイズ **KP-120C** 1,100円
 プラスチック製 43×30.5 cm




骨格

86×62 cm **KP-121B** 3,400円
 パネル入 **KP-121** 10,000円
 デスクサイズ **KP-121C** 1,100円
 プラスチック製 43×30.5 cm




神経系

86×62 cm **KP-122B** 3,400円
 パネル入 **KP-122** 10,000円
 デスクサイズ **KP-122C** 1,100円
 プラスチック製 43×30.5 cm



頭部と頸部

70×51 cm **KP-125** 3,400円
 パネル入 **KP-125B** 10,000円
 デスクサイズ **KP-125C** 1,100円
 プラスチック製 43×30.5 cm




肩と肘

70×51 cm **KP-126** 3,400円
 パネル入 **KP-126B** 10,000円
 デスクサイズ **KP-126C** 1,100円
 プラスチック製 43×30.5 cm




手と手首

70×51 cm **KP-128** 3,400円
 パネル入 **KP-128B** 10,000円
 デスクサイズ **KP-128C** 1,100円
 プラスチック製 43×30.5 cm




足と足首

70×51 cm **KP-127** 3,400円
 パネル入 **KP-127B** 10,000円
 デスクサイズ **KP-127C** 1,100円
 プラスチック製 43×30.5 cm



リンパ系


86×62 cm **KP-134** 3,400円
 パネル入 **KP-134B** 10,000円
 デスクサイズ **KP-134C** 1,100円
 プラスチック製 43×30.5 cm



血管系

86×62 cm **KP-133** 3,400円
 パネル入 **KP-133B** 10,000円
 デスクサイズ **KP-133C** 1,100円
 プラスチック製 43×30.5 cm


ポスターを折らずに送る場合、紙管1本につき別途 **200円** が加算されます。全商品が対象となります。



**ミニポスター
脊椎の構造と異常**

KP-164 **2,500円**

- 内容：脊柱(側面図) 解剖学的構造 脊柱の疾患(骨粗鬆症/下背部痛の諸原因)
- サイズ：縦51.5×横36.4cm
- 仕様：コート紙・両面マットPP



**ミニポスター
ムチ打ち損傷**

KP-165 **2,500円**


- 内容：過屈曲 過伸展 筋損傷 靭帯損傷 脊髄損傷 靭帯損傷 脊柱の靭帯
- サイズ：縦51.5×横36.4cm
- 仕様：コート紙・両面マットPP



ミニポスター 骨粗鬆症の知識

KP-166 **2,500円**


- 内容：体への影響 骨粗鬆症の脊柱 骨粗鬆症の好発部位 女性の骨密度の変化 骨粗鬆症とは？ 危険因子 予防法 主な薬物療法 骨密度の低下を知る方法は？ 骨粗鬆症による脊柱の変形過程
- サイズ：縦51.5×横36.4cm
- 仕様：コート紙・両面マットPP



**ミニポスター
内臓の働き**

KP-167 **2,500円**


- 内容：脳 肺 心臓 横隔膜 肝臓 腎臓 脾臓 胆嚢 膵臓 胃 小腸 大腸 膀胱
- サイズ：縦51.5×横36.4cm
- 仕様：コート紙・両面マットPP



**ミニポスター
毛髪と脱毛症の知識**

KP-168 **2,500円**

- 内容：毛髪の断面図 脱毛症のパターン 脱毛症における毛包の小型化 毛周期(毛の成長過程)
- サイズ：縦51.5×横36.4cm
- 仕様：コート紙・両面マットPP




- 内容
1. 上体と肩(前面)
 2. 上体と肩(背側浅層)
 3. 上体と肩(背側深層)
 4. 前後の関連痛ガイド
 5. 頭部と頸部
 6. 上肢
 7. 下肢

オールカラーの解剖図にトリガーポイントと疼痛ゾーン(関連痛の起こる場所)が示されており、トリガーポイントの理解を助ける。また健康な状態に改善・維持するためのエクササイズの方法が紹介され、患者さんへの指導にも役立つ。医院・治療院に最適。

絵で見るトリガーポイントチャート

KP-169 **4,700円**


- 著：S.A.カミングス/J.A.ドリスコール 監訳：高橋清輝
- スタンドチャート
- サイズ：B4判10枚



足の反射療法チャート

KP-110 **3,400円**

70×51cm PP(ビニール)加工




解剖学ガイドI [体系図]

KP-146 **3,500円**

- 監訳：川原 群大
- 仕様：縦28cm×横21.5cm(17枚セット)
- セミコンシールリング綴じ加工

[内容] 骨格(I)/骨格(II)/骨格筋(I)骨格筋(II)/呼吸器系(I)/呼吸器系(II)/血管系(動脈)/血管系(静脈)/尿生殖系系(泌尿器)/内分泌腺/消化器系/末梢神経系/自律神経系/外皮/尿生殖系系(男の生殖器)/尿生殖系系(女の生殖器)(I)/尿生殖系系(女の生殖器)(II)



解剖学ガイドII [器官構造]

KP-146 **3,500円**


- 監訳：川原 群大
- 仕様：縦28cm×横21.5cm(11枚セット)
- セミコンシールリング綴じ加工

[内容] 頭部と頸部/歯/眼の構造/外耳と平衡聴覚器/ヒトの脳/頭蓋/脊柱/知覚神経分布領域(皮膚節)/心臓の構造/肝臓/手と手首

人体解剖チャート・解剖学ガイド

ポリカーボネートプラスチック

耐熱
121℃



プラカップRP 4号 プラカップRP 5号 プラカップRP 6号

プラカップRP

- 4号 KS-181A 1,000円
- 5号 KS-181B 1,100円
- 6号 KS-181C 1,200円



プラRP 8セット

KS-195 10,476円

- プラカップ4号：2個（内径：約40mm）
- プラカップ5号：2個（内径：約50mm）
- プラカップ6号：4個（内径：約60mm）
- グリーンケース小

計8個



プラRP 16セット

KS-196 20,762円

- プラカップ4号：2個（内径：約40mm）
- プラカップ5号：4個（内径：約50mm）
- プラカップ6号：10個（内径：約60mm）
- グリーンケース大

計16個



プラRP Mセット

KS-197 25,810円

- プラカップ5号：4個（内径：約50mm）
- プラカップ6号：16個（内径：約60mm）
- グリーンケース大


計20個



プラカップセット・ガラスカップセット

耐熱ガラス

耐熱
121℃



ガラスSTR 2号 ガラスSTR 3号 ガラスSTR 4号 ガラスSTR 5号 ガラスSTR 6号 ガラスSTR 7号

ガラスSTR

- 2号 KS-198A 1,333円
- 3号 KS-198B 2,190円
- 4号 KS-198C 2,381円
- 5号 KS-198D 2,476円
- 6号 KS-198E 3,705円
- 7号 KS-198F 4,666円



ガラスSTR 8セット

KS-199 20,762円

- ガラスカップ3号：2個（内径：約30mm）
- ガラスカップ4号：2個（内径：約40mm）
- ガラスカップ5号：4個（内径：約50mm）
- グリーンケース小

計8個



ガラスSTR 16セット

KS-200 41,048円

- ガラスカップ3号：2個（内径：約30mm）
- ガラスカップ4号：4個（内径：約40mm）
- ガラスカップ5号：10個（内径：約50mm）
- グリーンケース大

計16個



ガラスSTR Mセット

KS-201 51,333円

- ガラスカップ4号：4個（内径：約40mm）
- ガラスカップ5号：16個（内径：約50mm）
- グリーンケース大

計20個



ハンドポンプJ

KS-178 4,600円

- 樹脂部分はポリカーボネート
- ステンレス製補強金具
- チューブ：エステロンゴム
- 到達真空度：-70kpa
- 重量：150g



ハンドポンプQ

KS-179 7,000円

- 樹脂部分はポリカーボネート
- ステンレス製補強金具
- 真空メーター：鉄、ステンレス
- チューブ：エステロン・合成ゴム
- 到達真空度：-70kpa 重量：250g

吸角療法器具



カップングβ

KS-190 **180,000円**

- ACアダプターセット：1本
 - フィルターエレメント：1個
 - 吸引チューブセット(カップング用)：1本
- 寸法：横約300×奥行約263×高さ約290mm
 重量：約10.5kg
 電源：DC12V5A
 真空度：-95kpa以上
 排気量：14.0ℓ/min以上
 定格時間：連続
 消費電力：50W平均
 騒音値：50db平均(測定位置：本体前面約30cm)
 圧力調節バルブ付き
 保証期間：1年



カップングα-II 取説DVD付

KS-171 **78,000円**

- ACアダプターセット：1本
 - フィルターエレメント：1個
 - 吸引チューブセット(1本(カップング用)：1本
- 寸法：横約250×奥行約200×高さ約260mm
 重量：約5.5kg
 電源：DC12V5A
 真空度：-85kpa以上
 排気量：12.8ℓ/min
 使用定格時間：90分
 消費電力：36W平均
 騒音値：53db以下(測定位置：本体前面約30cm)
 圧力調節バルブ付き
 保証期間：1年



カップングα-ミニ 取説DVD付

KS-191 **47,429円**

- ACアダプターセット：1本
 - 吸引チューブセット：1本(カップング用)
- 寸法：横約160×奥行約150×高さ約135mm
 重量：約1.5kg 電源：DC12V2A
 真空度：-80kpa以上 排気量：4ℓ/min
 使用定格時間：30分 消費電力：15W平均
 使用耐久時間：3000時間 保証期間：1年
 ※美容・スライドカップング等
 オイルや微粉末の使用はできません。



プレフィルター小

KS-192 **1,900円**

(交換用フィルター2個付)長さ53.4mm 直径10mm



電動ポンプ専用カップ 小鼻用

KS-164A **3,000円**



電動ポンプ専用カップ フェイス用

KS-164B **3,000円**



電動ポンプ専用カップ ボディ用小

KS-164C **3,000円**



電動ポンプ専用カップ ボディ用中

KS-164D **3,200円**



電動ポンプ専用カップ ボディ用大

KS-164E **3,400円**

別売品



スライド用の吸引チューブです。対応機種はカップングα-II・カップングβ・カップングバルサラーです。ビューティーカップ(スライド用カップ)との接続に使用します。

スライド用 シリコンチューブ

KS-194 **3,333円**

- プレフィルター小：1個
- 【材質】シリコンゴム
 【長さ】約250cm



- 吸玉の正しいやり方
- 症状別吸玉療法の実際

吸玉療法

805-042 **2,000円**

宮本猪八 著
 244頁 たにぐち書店



止血鉗子(ペアン氏)無鉤直型

KN-370B **4,400円** KN-370D **6,500円**

140mm、BOX式

185mm、BOX式



赤キャップ(ガラス)1個

KS-101B **3,000円**

口径32mm

電動吸引器・ガラスビューティーカップ・止血鉗子



ガラス玉(特大)
KS-125B 1,800円

中国製

ガラス玉(中)
KS-126N 1,200円

中国製

ガラス玉(極小)
KS-128N 800円

中国製

ガラス玉(大)
KS-125N 1,500円

中国製

ガラス玉(小)
KS-127N 1,000円

中国製

点火棒
KS-130 300円

ガラス玉のサイズ一覧

	特大	大	中	小	極小
高さ	100mm	91mm	80mm	65mm	51mm
外径φ	90mm	90mm	72mm	60mm	49mm
口外径φ	76mm	67mm	58mm	45mm	40mm
口内径φ	55mm	45mm	41mm	30mm	27mm
重量	320g	212g	127g	82g	50g

※おおよその寸法です。一定ではありません。

ガラス玉・吸灸



電動式吸引用ポンプ
吸灸(本体)
KS-202 300,000円
(クラスII/特管)

寸法:横210×奥行293×高さ260mm
重量:約8kg
電源:AC100V(日本専用仕様)
到達真空度:-95kPa以上
排気量:4L/分
定格時間:90分
消費電力:50VA(50W相当)
保証期間:1年
付属品:説明書・保証登録(請求)はがき・エアフィルタ付透明管2m・ACコード

「吸灸」各種オプション

商品コード	品名	価格
KS-143D	吸引弁	600円
KS-143E	電源コード3P	2,700円
KS-143F	吸引管(透明管)2m	1,600円
KS-143	二又管セット	1,400円
KS-143B	内部ゴム管	1,800円

カップング(吸い玉)革命

吸 SuiQ 灸®

吸い玉専用の小型高性能ポンプを新たに開発。

「吸灸」専用真空ポンプは急激な吸引による肌への高負荷を回避するため4L/分のあて小さな排気量の吸引ポンプを採用しながら素早く真空域(-95kPa以上)まで到達できる小型高性能な吸い玉(カップング)専用真空ポンプです。また、オイル式ポンプの弱点であるオイルミスト排出も、内部に超高性能フィルターを搭載し、0.01μmまでのオイルミストを除去します。ご家庭から治療院様まで安心してご使用いただける信頼の一台です。

鍼灸院・治療院様などのヘビーユーザー向けに開発した医療用電動式吸引用ポンプ

シンプルな操作性、堅牢な内部設計
そして管理医療機器としての確固たる信頼性

ホコリによる機能低下を排除、フィルターの多重化により真空ポンプ性能の劣化を阻止

1Kpa単位の調整が可能な高性能吸引調節ダイヤルを搭載

本体背面には吸引した空気の排気用のニップル(排気口)を標準装備



※本体のみ、吸引用ガラスカップは付属しておりません。霧島ガラス玉を別途お買い求めください。

霧島ガラス玉

商品コード	吸着具	弁付価格	備考
KS-131I	10号(直径10cm)	13,000円	背中 of の広い場所用
KS-131H	8号(直径8cm)	6,700円	
KS-131G	7号(直径7cm)	5,600円	
KS-131F	6号(直径6cm)	4,600円	
KS-131E	5号(直径5cm)	3,500円	基本サイズ
KS-131D	4号(直径4cm)	3,500円	間接部等
KS-131C	3号(直径3cm)	3,500円	頭や首、腕、足の裏等
KS-131B	2.5号(直径2.5cm)	3,500円	手足のせまい場所用
KS-131A	1号(直径1cm)	3,500円	