

水圧マッサージ器

AQUATIZER Gentle & Strength

強くやさしい刺激の実現と
メディカルモードの搭載。

筋肉の柔軟性を
向上させる
メディカル
モード

きめ細かな
マッサージを実現する
リラククス
モード



アクアタイザー QZ-260SGA

KR-452 **5,370,000円**

〔クラスII / 特管〕 認証番号 229AABZX00048000

■6段階の強さが設定可能

マッサージの強さは、1~5段階に「TURBO」をプラスした6段階。柔らかなマッサージから強めのマッサージまで、患者様の状態に応じて強さが選べます。

■オリジナルプログラムの作成が可能

マニュアルモードでは最大5種類のオリジナルプログラムが作成できます。

■7種類の手のもみの技を再現

「リラククスモード」「マニュアルモード」では、「さする」「こねる」「もむ」「おす」「たたく」「なでる」「のぼす」の7種類のマッサージパターンを採用。ノズルの移動スピードを調節する「可変速ノズル制御機能」により、きめ細かなマッサージを再現し、幅広いマッサージが可能です。

おもな仕様

電源電圧及び周波数	単相200V 50/60Hz
電源入力	4500VA
電撃保護分類	クラスI 機器 B形装着部
外形寸法	(W)820×(D)2290×(H)1080 (mm) ベッドの高さ500 (mm)
質量	230kg (注水時450kg)
治療タイマー	設定時間 1~99分 精度 設定時間の±5%以内
マッサージ力の制限	水ポンプ吐出部の最大圧力 530kPa以下 (JIS T 0601-2-205 2015適合)
マット部	長さ1,960×幅660 (mm)

おもな機能

脚保持機能、予熱機能、マッサージ力設定機能、マッサージパターン設定機能、ノズル切替え機能、身長自動設定機能、治療メロディ設定機能、自動エア抜き機能、高温時作動制限機能、空冷機能、水冷機能(オプション)

設備条件

電源接続	単相200V 30A 接地極付引掛けコンセント 施設側に専用漏電ブレーカを設置すること
床耐荷重	3.5kPa (350kg f/m ²)以上
給排水設備	水冷機能(オプション)使用時

※本製品はEMC規格JIS T 0601-1-2:2012に適合しています。

アクアタイザー・アクアキューブ

3D
肩専用ノズル

6
ノズル
タイプ

肩専用Cubeノズル搭載で 3次元アプローチが実現!

AQUACUBE

ノズルの
組合せ

最大6ノズルの組合せによる刺激
Cubeノズル2本は、僧帽筋上部を刺激します。それ以外の4本ノズルは刺激範囲に変化を持たせながら全身を移動していきます。また4本のノズルの内、2本のノズルによる水圧は、より集中的な刺激を体感できます。

Cube
ノズル

Cubeノズルが僧帽筋上部をしっかり刺激

国内の有訴者の症状別でみると、「肩こり」「腰痛」が上位を占めています。(※「厚生統計要覧(平成26年度)」による)一般的に肩こりといわれている頸肩腕症候群治療に効果がある経穴は「肩井(けんせい)」とその肩井が位置する僧帽筋上部です。アクアキューブは新技術を投入し、従来器の下からの水圧刺激のみでは不可能だった「僧帽筋上部」への刺激を可能にしました。



3Dウォーターマッサージベッド アクアキューブ PH-A8406 SA/TA

KR-451 **5,180,000円**

高い視認性と操作性

【操作画面】治療中に設定変更頻度の高いメニューのみを表示させることで瞬時の対応ができ、視認性を高めました。
【設定画面】設定画面は、環境設定、ユーザープログラムの組み込みなどが行えます。

型式	PH-A8406SA (単相)	PH-A8406TA (三相)
認証番号	227AIBZX00032000	227AIBZX00033000
クラス分類	管理医療機器 特定保守管理医療機器(修理区分6)	
電源電圧	単相AC200-220V 50/60Hz	三相AC200V 50/60Hz
消費電力	4.5kVA (単相)	4.2kVA (三相)
寸法 (mm)	2,330 (L) × 840 (W) × 950 (H) 乗込部高さ510mm	
質量	260kg (注水時490kg)	
水量	230リットル	
電撃保護形式	クラスI、B形	

3D
肩専用ノズル

4
ノズル
タイプ

肩専用Cubeノズル搭載の ウォーターマッサージベッドが Cubeノズル+2ノズルで新登場


Cube
ノズル

Cubeノズルが僧帽筋上部をしっかり刺激

国内の有訴者の症状別でみると、「肩こり」「腰痛」が上位を占めています。(※「厚生統計要覧(平成26年度)」による)一般的に肩こりといわれている頸肩腕症候群治療に効果がある経穴は「肩井(けんせい)」とその肩井が位置する僧帽筋上部です。アクアキューブは新技術を投入し、従来器の下からの水圧刺激のみでは不可能だった「僧帽筋上部」への刺激を可能にしました。

高い視認性と操作性

操作パネルは本体に埋め込み、設定の変更頻度の高いメニューのみを表示させることで視認性を高めました。



3Dウォーターマッサージベッド アクアキューブ PH-A8404 SA/TA

KR-451B **4,860,000円**

型式	PH-A8404SA (単相)	PH-A8404TA (三相)
認証番号	227AIBZX00032000	227AIBZX00033000
一般的名称	ベッド型マッサージ器 JMDNコード: 34488000	
クラス分類	管理医療機器 特定保守管理医療機器(修理区分6)	
電源電圧	単相AC200-220V 50/60Hz	三相AC200V 50/60Hz
消費電力	4.5kVA (単相)	4.2kVA (三相)
寸法 (mm)	2,330 (L) × 840 (W) × 580 (H) 乗込部高さ510mm	
質量	245kg (注水時475kg)	
水量	230リットル	
電撃保護形式	クラスI、B形	

AQUACUBE

ローリング治療器

思いやりから生まれた“優しい”ローラーベッド

身体に優しい理由は、同時マッサージ可能な三つのローラー。

もみローラー

ゆらぎローラー

バイブレーターローラー



見やすい操作パネル

設定した治療内容と動作中の内容が操作パネルに表示されるためすぐに確認ができます。

簡単操作

マッサージメニューの番号をあわせ、スタートキーを押すだけで簡単に作動させることができます。

モミ回数	28回/分
ゆらぎ回数	116回/分
バイブレーター 振動回数	1,300回/分

多彩なマッサージプログラム

順序、時間、強弱範囲などの設定を自由にプログラミング。

- さすりマッサージ ■もみマッサージ
 - ゆらぎマッサージ(金魚運動)・振動マッサージ
- 治療部の移動スピードを減速するインテグレーション機能も装備。

マッサージ時間の設定

1行程を1分単位で9分まで任意に設定でき、全行程30分までマッサージ時間を設定することができます。

心地よいヒーリングミュージック

ローラーマックス RM-1

KR-447 **2,800,000円**

(クラスII) 認証番号 225AMBZ00003000

- 電源電圧: AC100V ●電源周波数: 50/60Hz
- 電源入力: (マッサージ機構) 240W、190W (ヒーター) 50W
- 感電に対する保護の形式: クラスI 機器
- 水の浸入に対する保護の程度: IPX0
- 外形寸法: W2,000×L670×H550 (mm)
- 重量: 130kg

基本機能を凝縮、爽快感を追求したスタンダードモデル

新開発指圧バイブレーターローラー

全身へのバイブレーター刺激による爽快感が加わりました。

身長設定機能

身長を入力するだけで適切な治療ポイントを設定(140~190cmで5cm毎)。

多彩なプログラミング機能

対応可能なマッサージの種類

- | | |
|------------------|----------------|
| (指圧バイブレーターマッサージ) | (バイブレーターマッサージ) |
| ●振動マッサージ | ●振動マッサージ |
| ●叩法マッサージ | ●叩法マッサージ |
| ●指圧マッサージ | ●揉法マッサージ |
| ●パターンマッサージ | ●パターンマッサージ |

乗り降りしやすいベッドの高さ

ベッド面の高さを50cmに低床化し、乗り降りのしやすさが大幅に向上しました。

細部まで使いやすさへのこだわり

手すり部は自然にしっかりと握れる形に。ベッド面は、大柄な人でも快適なフラット仕様。マットとシーツは固定で敷き直しの手間もありません。

リラクゼーション空間を演出

治療中の音楽には「アイトニックサウンド※1」を採用。「1/fゆらぎ※2」ベースの音に、ヒーリング音楽をブレンドした新しいメロディです。

また、必要に応じてヒーターでベッド面を温め、冷感を緩和します。

※1アイトニックサウンド提供 株式会社デラ
※2「1/fゆらぎ」とは天然・自然の中に多く存在しているリズム。
リラクゼーション効果を与えるとされています。

安全・静音・コンパクト、さらに省エネ仕様

100V仕様の省エネ・コンパクト設計と360°回転可能な操作パネルにより、さまざまな設置レイアウトに柔軟に対応します。治療をより快適にするため静音化にもこだわりました。医療機関向けの耐久性と、フェイルセーフ思想を取り入れた非常停止スイッチを備え、安全に配慮した設計です。

オートヘルサー DZ-190

KR-453 **2,300,000円**


(クラスII/特管) 認証番号 228AABZ00045000

電撃保護	クラスI 機器 B形装着部
定格電源電圧 及び周波数	AC100V 50/60Hz
電源入力	380VA
外形寸法	長さ2,200×幅740×高さ1,016 (mm)
質量	145kg



OXYRIUM HIGH PRESSURE TANK

全身で感じる「高気圧と酸素」のチカラ
美容・健康・ストレス解消の為に...



高品質

無駄を省いた使いやすい設計

静音性

約40dbの騒音レベル

省エネ

消費電力220Wのエコ仕様

省スペース

制御装置一体型

業務用モデル

オキシリウムプラス

KW-801 **3,400,000円**

気圧4段階選択可能(10・20・30・35kpa)
業務用酸素カプセル

業務用ハイスペックモデル

オキシリウムメディカル1.5

KW-802 **4,860,000円**

クラス最高気圧50kpa(20・30・40・50kpa)
鍼灸接骨院、医療機関プロ向け酸素カプセル

項目	OXYRIUM PLUS	OXYRIUM MEDICAL 1.5
カプセル寸法	210(横)×76(奥行)×80(高さ)cm	
カプセル寸法容積	約900リットル	
カプセル重量	約90kg	約100kg
制御装置寸法	65(横)×12(奥行)×94(高さ)cm	
制御装置重量	約30kg	
加圧ポンプ寸法	22(横)×38(奥行)×38(高さ)cm	
加圧ポンプ	50リットル/min 最大400kpa	
電源	AC100V 50/60Hz 220W (最大436/477W)	
カプセル材質	アルミニウム 一体型 全溶接仕上げ	
加圧制御	電磁弁制御	
安全装置	安全弁・手動排気弁・停電時間開放式	
設定気圧	1.1/1.2/1.3/1.35気圧	1.2/1.3/1.4/1.5気圧
加圧タイマー	20分~180分	
機能	加圧、減圧スピード調整、耳抜きサポート、加圧タイマー	
クーラー	内部操作パネルのスタート/ストップスイッチ押下により	
スタート/ストップ	運転/停止	
酸素濃縮器	内部操作パネルのスイッチ押下により運転/停止	
スタート/ストップ	※加圧ポンプ動作時のみ運転	

※搬入時の開口は最低79cm幅以上必要です。

※OXYRIUM(高気圧酸素カプセル)は医療機器ではありません。

一般の方でもご利用頂けます。

※kpa(キロパスカル)とは気圧の国際単位です。

10kpaは1.1気圧、20kpaは1.2気圧、30kpaは1.3気圧、50kpaは1.5気圧となっています。

ローラーマックス・オートヘルサー・オキシリウム

ミナト医科学独自のラウンドチルト方式

スーパートラックはラウンドチルト方式※を採用。円の動きでそっとチルティングし、患者様により安心感をあたえます。ゆりかごの中でやさしく牽引を受けるような心地良さと適切な治療の追求から生まれたカタチです。

※ラウンドチルト方式はミナト医科学独自のチルティング方式です。

- 安定した姿勢を保つ脚保持機能
- 自動的に脇アームを脱着するオートスイングアーム機構
- 治療手順の音声案内とリラクゼーションサウンド
- 安心の停止スイッチ

1台で腰椎牽引も
頸椎牽引も行える
2wayタイプ



スーパートラック

頸椎牽引機能

治療部位に応じた角度で頸椎牽引

シートの傾きをコントロールすることで、治療部位に適した角度で治療を行います。

治療部位	上位頸椎	中位頸椎	下位頸椎
牽引角度	10°~15°	15°~30°	30°~40°

牽引力を効率良く伝える頸椎装具

伸縮素材によりフィット感が向上し、アゴへの負担を軽減します。

角度設定機能

10°~40°の間で7段階に設定が可能です。

牽引ベルトセンサによる検知機能

牽引部位の誤設定を防ぎます。

腰椎牽引機能

仰臥姿勢への移動がより安心に

頭部の動きを小さくしたことで不安感を軽減しました。

脳への負担を軽減

牽引時に背マットと脇パッドが一体となって移動。上体をしっかりホールドできることにより、牽引時の脳への負担を軽減します。

牽引ベルトによる牽引

治療姿勢を容易に維持したまま、よりリラックスした状態で治療が行えます。

省スペースと、より自由なレイアウト

稼働時に背面へ倒れ込むためのスペースを必要としないスーパートラックは、従来機よりも設置レイアウトの自由度が高まります。壁際に配置したり、フロアの中央に他の機器と隣接してレイアウトすることも可能です。

能動型自動間欠牽引装置 スーパートラック ST-3CL

KR-267 **3,220,000円**

(クラスII/特管) 認証番号 229AABZX00066000

電 撃 保 護	クラスI機器 B形装着部
定 格 電 源 電 圧	AC100V 50/60Hz
お よ び 周 波 数	
電 源 入 力	240VA
腰 椎 牽 引 力	50~990N (5.1~101kg) 10N単位
頸 椎 牽 引 力	10~250N (1.02~25.5kg) 10N単位
治 療 タ イ マ	1~99分または連続 1分単位
牽 引 持 続 時 間	0~99秒または連続 1秒単位
牽 引 休 止 時 間	0~99秒 1秒単位
安 全 装 置	挟み込み検出機能、異常作動検出機能
外 形 寸 法	幅770×奥行1,550(最大チルティング時1,900)×高さ1,950(mm)
質 量	215kg (操作パネル除く)
お も な 機 能	手元停止スイッチ 停止スイッチ 脚保持機能(エアバッグ) 腰マットの冷感緩和機能 腰ベルトの自動巻取り機能 首暖枕の冷感緩和機能 休止牽引力の設定機能 牽引力の上限値設定機能 ゆるやかモードの設定機能 ステップモードの設定機能 CSTモードの設定機能 頸椎牽引ポジションの設定機能 電子音による警報発生機能

椅子にすわった姿勢で、そのまま牽引

人にやさしい高機能を実現

~患者さんへの思いやり/医療スタッフに手間を大幅軽減~

椅子にすわる姿勢でそのまま治療開始(PAT.P)

自動間欠牽引装置 スーパートラック ST-2LDXB


KR-266 **2,280,000円**

(クラスII/特管) 認証番号 220AGBZX00018000

電撃に対する保護の形式による分類	クラスI機器
電撃に対する保護の程度による装着部の分類	B形装着部
定格電源電圧及び周波数	AC100V 50/60Hz
電源入力	260VA
牽引力	50~990N (5.1~101kg) 10N単位
牽引方式	間欠牽引及び持続牽引
治療タイマ	1~99分または連続(1分単位)
牽引持続時間	0~99秒または連続(1秒単位)
牽引休止時間	0~99秒(1秒単位)
安全装置	安全リモコンスイッチ 異常作動検出回路(挟み込み検出回路含む)
本体寸法(操作部除く)	幅720×奥行1,560×高さ1,445mm
質量	153kg

セッティングの大幅な軽減

従来の水平ベッド型牽引装置に比べ、わずか2行程でセット完了。忙しい医療スタッフの作業時間短縮に貢献します。



ST-2L Aセット例

※操作パネルの位置はタイプにより異なります。

※写真は、頸椎牽引一人用との組み合わせ例です。頸椎牽引二人用との組み合わせもあります。

牽引装置**1人用モデルのスタンダード**

1人用最新モデルのTC-30Sは、腰椎牽引または頸椎牽引を、ワイヤーを掛け替えて選択使用出来ます。TC30Dの高機能をそのまま備えた1人用モデルです。

**電動自動間欠牽引装置
トラックタイザー TC-30S Aタイプ (1人用)**KR-219 **1,430,000円**

〔クラスII/特管〕認証番号 22000BZX00834000

電源	AC100V 50/60Hz
電源入力	180VA
最大牽引力	990N (99kg)
安全装置	安全リモコンスイッチ、異常動作検出回路
本体寸法	幅314×奥行572×高さ872 (mm) (組立後の高さ2,082mm)
ベッド寸法	幅560×奥行2,127×高さ575 (mm)
質量	本体42kg ベッド38kg
付属品	ボール、ボールコーナーセット、ボールワイヤーガイド、ボールランプ、頸椎用装具、腰椎用装具、ハンガー(大・小)、イス、保温バック、ベッド一式(アシストベースはオプションです。)

腰椎牽引、頸椎牽引

TC-6は、マイコン制御のコンパクトで使いやすい省スペースタイプです。脇をやさしく抱き込むように上半身を固定する脇装具は、脱着も簡単で患者の腕の負担も軽減できます。オイルダンパーマットスライド機構のベッドは人手を借りずにマットを固定する手間がはぶけるため、有効に活用していただけます。

**電動自動間欠牽引装置
トラックタイザー TC-6 (1人用)**

〔クラスII/特管〕認証番号 2000BZX00836000

TC-6A KR-216 **1,100,000円**

腰椎牽引、頸椎牽引用セットです。

TC-6B KR-268 **1,050,000円**


腰椎牽引用セットです。

TC-6C KR-216B **850,000円**

頸椎牽引用セットです。

電源	AC100V 50/60Hz
電源入力	50VA
最大牽引力	600N (60kg)
安全装置	安全リモコンスイッチ、異常動作検出回路
本体寸法	幅360×奥行530×高さ650 (mm)
ベッド寸法	幅560×奥行2,127×高さ575 (mm)
質量	本体36kg ベッド38kg


●アシストベースはオプションです。



【TC-6A】

【TC-6B】

【TC-6C】

●専用部品**① アシストベース・グレー**KR-221 **16,000円****② 椅子・TC-M用**KR-222 **3,600円****③ 椅子・TC-Ui用**KR-264 **6,500円****④ 腰椎牽引用ハンガー**KR-224 **6,000円****⑤ 頸椎牽引用ハンガー**KR-223 **4,500円****⑥ 頸椎装具**KR-226 **10,000円****⑦ 脇装具・グレー**KR-228 **8,000円****⑧ 腰装具・グレー**KR-231 **25,000円****⑨ 胸装具・グレー**KR-230 **25,000円**

トラックタイザー

テーピング用品



バトルウィン テーピングテープ C-タイプ<非伸縮>

固定用

関節可動域の制限や固定に使用するテープです。微小孔つきで透湿性があり、耐汗性にすぐれています。

CH-12 12mm×12m・1箱(36巻)

KN-751A 5,400円

CH-19 19mm×12m・1箱(24巻)

KN-751B 5,280円

CH-25 25mm×12m・1箱(24巻)

KN-751C 7,200円

C-38 38mm×12m・1箱(12巻)

KN-751D 4,680円

C-50 50mm×12m・1箱(12巻)

KN-751E 6,120円



バトルウィン テーピングテープ E-タイプ<伸縮>

肩・膝等の
関節用

可動域の大きい部位や柔軟性を必要とする膝、肘、肩などに使用します。適度な圧迫感があり、最適な伸縮テープです。

E-25 25mm×4m・1箱(24巻)

KN-752A 8,640円

E-50 50mm×4m・1箱(12巻)

KN-752B 8,280円

E-75 75mm×4m・1箱(12巻)

KN-752C 12,600円



バトルウィン アンダーラップテープ <非粘着>

U-70

KN-754 4,800円

体毛のある部位やテープによるアレルギー反応のある人に対して、皮膚を保護するために使用します。剥離時の不快な痛みを防ぎ、皮膚への刺激をやわらげます。70mm×25m・1箱(12巻)

バトルウィン・スプレー・フォームラバー・トレーナーズバッグ



フォームラバー(5枚)

KN-327B 4,250円

- 衝撃の吸収やストレスポイントの緩和に適したソフトタイプ。
- 部位に合わせてはさみでカットし、テーピングで固定して使用します。
- 優れた緩衝効果と保護効果を発揮します。

サイズ：巾20×長さ30×厚み0.7cm



バトルウィン テーピングシザーズ

KN-746 2,000円

テーピング専用ハサミ。安定性に優れ、切れ味ハツグン。抗菌剤入り樹脂使用。全長160mm 刃長30mm



粘着スプレーA-220 (220ml)

KN-660 850円

アンダーラップの接着やテープ自体の接着力アップに。

リムーバースプレーR-300 (300ml)

KN-661 1,000円

粘着スプレーで接着したアンダーラップや固定テープの除去に。



スーパーコールド(ノンフロン)

500ml KN-641D 1,000円

- 打撲や捻挫に効果的。
- 痛めた部位から約20cm離し5秒間程度スプレー。
- 部位を正確に捉えるためノズルを長くし、冷却力を約20%アップ。
- 大きな噴射ボタンで素早い対応が可能。
- ガス抜きキャップ採用。



トレーナーズバッグ

ブラック KN-552B 4,800円

レッド KN-552BR 4,800円

ネイビー KN-552BN 4,800円

●個人用に揃えられた本格的なトレーナーズバッグ。サイズ：縦13.5×横34×高さ27.5cm



トレーナーズバッグ・キット

ブラック KN-552 14,300円

レッド KN-552R 14,300円

ネイビー KN-552N 14,300円

●個人用に揃えられた本格的なトレーナーズバッグキット。

サイズ：縦13.5×横34×高さ27.5cm
重量：2.2kg

テーピング用品



ニトリートCBテープ25バリューパック



ニトリートCBテープ38バリューパック



ニトリートCBテープ50バリューパック



ニトリートEBテープ50バリューパック



ニトリートEBテープ75バリューパック

ニトリートバリューパック

●非伸縮 (関節固定用) テープ
CBテープの徳用タイプ

ニトリートCBテープ25バリューパック
(25mm×13.7m) 48個入

KN-982A **12,000円**

ニトリートCBテープ38バリューパック
(38mm×13.7m) 32個入

KN-982B **12,000円**

ニトリートCBテープ50バリューパック
(50mm×13.7m) 24個入

KN-982C **12,000円**

●伸縮性粘着テープ
EBテープの徳用タイプ

ニトリートEBテープ50バリューパック
(50mm×4.6m) 24個入

KN-982E **15,360円**

ニトリートEBテープ75バリューパック
(75mm×4.6m) 16個入


KN-982F **15,360円**

筋肉や関節、じん帯、腱の機能を優しくサポート



もう一枚の新しい筋肉

KT TAPE PRO (KTテープ プロ)はアスリートにとって高いパフォーマンスを発揮するために、世界で初めて合成繊維100%の素材で開発された、新世代を担う画期的なキネシオロジーテープです。アスリートにとって疲労した全身の筋肉や関節、じん帯、腱を優しくサポートすることが重要です。



A	ブラック	E	パープル	I	レイジレッド
B	ブルー	F	グリーン	J	ソニックブルー
C	ピンク	G	イエロー		
D	ベージュ	H	オレンジ		



ジャンボロールタイプ



KTテープ プロ
ジャンボロールタイプ
(150枚)

KN-649 **13,800円**



ロールタイプ

KTテープ プロ
ロールタイプ (15枚)

KN-648 **2,200円**



パウチタイプ

KTテープ プロ
パウチタイプ (5枚)

KN-647 **850円**

水の中でも剥がれにくい強力粘着タイプ



KTテープ プロ
エクストリーム

ロールタイプ (20枚)

KN-001 **3,200円**

ジャンボロールタイプ (150枚)

KN-002 **14,800円**

テープサイズ: 5cm×25cm
カラー: ブラック

腰や太ももなど1枚で大きな部位を
カバーする2倍幅のテーピング



KTテープ プロ
ワイド (10枚入)

KN-003 **2,700円**

テープサイズ: 10cm×25cm
カラー: ブラック

ニトリートバリューパック・KTテーププロ

テーピング用品

長く密着、楽に剥がせる。



- ▶動きに追従する独自の粘着剤を使用しています。
- ▶汗や水にも粘着性を維持するため長時間の重ね貼りが可能です。
- ▶テープをはがすときの体毛抜去や角質剥離を抑えます。
- ▶ウェーブ状に粘着剤が塗られており、通気性に優れます。

筋肉保護テープ ニトリート キネロジ®EX (化粧箱タイプ)

巾2.5cm×5m	12巻入	KN-974A	5,760円
巾3.75cm×5m	8巻入	KN-974B	5,760円
巾5.0cm×5m	6巻入	KN-974C	5,760円
巾7.5cm×5m	4巻入	KN-974D	5,760円
巾5.0cm×31.5m	1巻入	KN-974E	5,760円
巾7.5cm×31.5m	1巻入	KN-974F	8,640円

高い伸縮率、強いサポート感。

厚手高伸縮素材で貼付感UP



伸縮率190%超えまでUP!
アスリートのダイナミックな動きに負けない


- ▶動きに追従する独自の粘着剤を使用しています。
- ▶汗や水にも粘着性を維持するため長時間の重ね貼りが可能です。
- ▶テープをはがすときの体毛抜去や角質剥離を抑えます。
- ▶ウェーブ状に粘着剤が塗られており、通気性に優れます。

筋肉保護テープ ニトリート キネロジ®PRO

巾5cm×4.5m	4巻入	ベージュ	KN-001A	6,000円
巾5cm×4.5m	4巻入	ブルー	KN-001B	6,000円
巾5cm×4.5m	4巻入	グレー	KN-001C	6,000円
巾10cm×4.5m	2巻入	ベージュ	KN-002A	6,000円
巾10cm×4.5m	2巻入	ブルー	KN-002B	6,000円
巾10cm×4.5m	2巻入	グレー	KN-002C	6,000円

通気性にすぐれた筋肉保護テープ

肩、腰、ひざなどの筋肉を爽やかにサポートします。



粘着伸縮布包帯 (筋肉保護テープ) ニトリート キネシオロジーテープ

巾2.5cm×5m	12巻入	KN-389A	5,400円
巾3.75cm×5m	8巻入	KN-389B	5,400円
巾5.0cm×5m	6巻入	KN-389C	5,400円
巾7.5cm×5m	4巻入	KN-389D	5,400円
徳用 巾5.0cm×31.5m (1巻入)		KN-389E	5,400円
徳用 巾7.5cm×31.5m (1巻入)		KN-389F	8,100円

粘着伸縮布包帯 (筋肉保護テープ) 撥水タイプ ニトリート キネシオロジーテープ

巾2.5cm×5m	12巻入	KN-391A	5,760円
巾3.75cm×5m	8巻入	KN-391B	5,760円
巾5.0cm×5m	6巻入	KN-391C	5,760円
巾7.5cm×5m	4巻入	KN-391D	5,760円
徳用 巾5.0cm×31.5m (1巻入)		KN-391E	5,760円
徳用 巾7.5cm×31.5m (1巻入)		KN-391F	8,640円

1. 適度な伸縮性を備えています。

伸縮性を持たせてありますので、関節などに貼っても動きを妨げません。

2. 肌にやさしい粘着剤を使用しています。

皮膚刺激の少ないアクリル系粘着剤を使用。適度な粘着力で、皮膚がひきつることなく、粘着剤が肌に残りません。

3. ウェーブ塗工を施しています。

粘着剤をウェーブ塗工していますので、通気性にすぐれ、むれにくく、かぶれにくくなっています。



ニトリート

テーピング用品

水中の競技でも使用できます。



粘着伸縮布包帯 (筋肉保護テープ) ニトリート オムニダイナミック

巾2.5cm×5m 2巻入	KN-390A	960円
巾3.8cm×5m 2巻入	KN-390B	1,440円
巾5.0cm×5m 1巻入	KN-390C	960円
巾7.5cm×5m 1巻入	KN-390D	1,440円



ニトリート アンダーラップ UW-70

KN-976	6,080円
1箱16巻入 巾70mm×長さ25m	



ニトリートCB (関節固定用テープ)

巾1.3cm×12m 24巻入	KN-348A	3,000円
巾2.5cm×12m 12巻入	KN-348B	3,000円
巾5.0cm×12m 6巻入	KN-348C	3,000円
巾1.9cm×12m 16巻入	KN-348D	2,960円
巾3.8cm×12m 8巻入	KN-348E	2,960円



ニトリートEB (伸縮性粘着テープ)

巾2.5cm×4m 12巻入	KN-347A	3,840円
巾5.0cm×4m 6巻入	KN-347B	3,840円
巾7.5cm×4m 4巻入	KN-347C	3,840円



ニトリートEBH

(粘着伸縮布包帯・薄手ハンディカットタイプ)

巾2.5cm×4.5m 12巻入	KN-346A	3,720円
巾5.0cm×4.5m 6巻入	KN-346B	3,720円
巾7.5cm×4.5m 4巻入	KN-346C	3,720円

- 多目的に使用できる軽い圧迫力の薄手の伸縮性テープです。
- ハンディカットタイプですから、作業性に特にすぐれています。
- CBテープと併用すれば、フィット感が高まります。

一人でできるかんたんテーピング

ひざ痛の予防、パフォーマンス向上に

ニトリート ひざかんたん スポーツ

こんなスポーツ、こんな方におすすめ

マラソンや山登り、サッカーなどのスポーツに

- 久しぶりのスポーツ。練習不足で「ひざ」が心配な方に
- レース後半、ピッチ・歩幅が落ちるという方に
- 上り坂で足が上がらない方に
- 下り坂で「ひざ」の負担が気になる方に
- 運動による「ひざ」の痛み、関節が不安定などが気になる方に
- サポーター、装具等が使いがらまいに

ひとりで出来る簡単テーピング

ニトリート ひざかんたんスポーツ

2枚入り	KN-392	750円
10枚入り	KN-392B	2,980円

スポーツ後のケアに、軽い運動時に

ニトリート ひざかんたん ウォーキング

こんな方におすすめです

- ウォーキングや軽運動による「ひざ」の痛み、関節が日常生活で気になる方に
- スポーツをした翌日の負担軽減に
- 仕事でひざに負担を感じる方に
- 本格的なテーピングは、うまく巻けないという方に
- サポーターだと目立ってしまう、サポーターではストッキングが履けない方に

ひとりで出来る簡単テーピング

ニトリート ひざかんたんウォーキング

6枚入り	KN-394	750円
------	--------	------

ニトリート

テーピング用品

ミュラー パフォームプラス アスレチック・トレーナーズテープ

●ミュラー社最高品質非伸縮コットンテープ●高い通気性のポーラス加工●硬めの使用感●NBA、NFL、NHLのプレイヤーのために開発された製品

お得なチームパック

38mm×13.7m 32個
 KU-004A 20,160円
 50mm×13.7m 24個
 KU-004B 19,920円

手で
カット



少量に便利な小箱
 38mm×13.7m 6個
 KU-004C 3,900円
 50mm×13.7m 6個
 KU-004D 5,100円



ティアライトテープ50mmとの併用でサポート力がアップ

ミュラー ホワイトプロテープ

●日本仕様に開発された非伸縮コットンテープ●ノンポーラス加工●柔らかめのテープ●テープエッジは切りやすいギザギザ構造

お得なチームパック

38mm×13.7m 32個
 KN-284A 19,200円
 51mm×13.7m 24個
 KN-284B 18,480円

手で
カット



少量に便利な小箱
 38mm×13.7m 6個
 KN-284C 4,080円
 51mm×13.7m 6個
 KN-284D 4,680円



大量な汗に強い

ティアライトテープ50mmとの併用でサポート力がアップ

ミュラー ホワイトプロ アスレチックテープ

●日本仕様に開発された非伸縮コットンテープ●天然ゴムを使用していない合成ゴム(ラテックスフリー)●テープエッジは切りやすいギザギザ構造

お得なチームパック

38mm×13.7m 32個
 KU-005A 12,480円
 50mm×13.7m 24個
 KU-005B 12,240円

手で
カット



少量に便利な小箱
 38mm×13.7m 6個
 KU-005C 2,340円
 50mm×13.7m 6個
 KU-005D 3,060円



●日本仕様に開発された非伸縮コットンテープ●天然ゴムを使用していない合成ゴム(ラテックスフリー)●汗に強い固定力



13mm×12m 24個
 KU-005E 3,840円
 19mm×12m 18個
 KU-005F 3,960円
 25mm×12m 12個
 KU-005G 3,600円



ティアライトテープ50mmとの併用でサポート力がアップ

ティアライトテープ38mmとの併用でサポート力がアップ

ミュラー Mテープ チームカラー

●12色のカラーバリエーション●非伸縮コットンテープ●多彩な用途に使用可能●サッカーのシンガード止め等、多彩な用途に使用可能

38mm×9.1m 32個
 KN-645 19,200円

手で
カット



A ロイヤルブルー B グリーン C スカーレット D ゴールド E ブラック F オレンジ
 G パープル H ベージュ I マルーン J グレー K ピンク L ネイビーブルー

ミュラー Mラップ カラー

●テープの裾から肌を守るアンダーラップ●天然ゴムを使用していないラテックスフリー素材●10色のカラーバリエーション●シンガード留めや、ヘアバンドとしても活用いただけます。

お得なチームパック

70mm×27m 48個
 KU-006 16,800円

12個入り小箱

70mm×27m 12個
 KN-631 4,560円

手で
カット



ミックス
 70mm×27m 12個
 KN-631K 4,560円

カラー・内容量

ベージュ×3 ビッグレッド×1 ビッググリーン×1 ビッグゴールド×1 ビッグブラック×1
 ビッグブルー×1 ビッグオレンジ×1 ビッグパープル×1 ビッグマルーン×1 ビッグピンク×1



ミュラー

テーピング用品

ミュラー エラスチックバンデージ

●4種類の幅から選べる伸縮包帯●関節、筋肉部位の固定や、アイシングの固定など様々な活用が可能●洗濯して繰り返し使用でき経済的

50mm×1.48m 10個 KN-553A 4,200円	102mm×1.48m 10個 KN-553C 7,000円
76mm×1.48m 10個 KN-553B 5,600円	152mm×1.48m 10個 KN-553D 9,200円



※製品の長さは実寸サイズです。
伸長サイズは使用法により異なります。

ミュラー ティアライトテープ

●ソフト伸縮テープ●ホワイトテープ、伸縮テープとの併用に効果を発揮●汗に強い固定力●7色のカラーバリエーション



お得なチームパック

50mm×6.8m 24個 KN-700E 16,000円

A ブラック	B レッド
C ピンク	D グリーン
E ブルー	F ゴールド



お得なチームパック

50mm×6.8m 24個 KN-700A 19,200円

ページ

少量に便利な小箱

50mm×6.8m 6個 KN-570A 4,920円

ページ



ホワイトテープとの併用で、それぞれのテープの機能を相互に向上します。

お得なチームパック

50mm×6.8m 24個 KU-007 20,640円
--

A ブラック	B レッド
C ピンク	D グリーン
E ブルー	F ゴールド



少量に便利な小箱

50mm×6.8m 6個 KU-008 5,280円

A ブラック	B ピンク
C グリーン	D ブルー
E ゴールド	F レッド



ミュラー テープラップ プレミアム

●糊不使用の自着性伸縮テープ●固定性の強弱を調整可能●かぶれにくい素材●緊急時の出血時にキズパッドとあわせて使用できます。

50mm×5.45m 24個 KN-630A 11,280円
76mm×5.45m 16個 KN-630B 11,520円

手でカット



50mm×5.45m 24個 KU-009 11,760円

A グレー	B ブラック	C ベージュ
D ブルー	E レッド	



アンダーラップよりも強いベースを作ることが可能

自着性で巻き直しが可能

テープカッターエコノミー & 替刃

●すばやくテープをカットできるカッターです。●耐久性のあるナイロンボディに、ステンレスの刃先がついています。●事前にワセリンを少しボディ部分に塗っておくと、スムーズにカットできます。

テープカッターエコノミー 長さ16cm KN-773A 1,100円
替刃 長さ3.8cm 1個(10枚入り) KN-773B 900円



フェルト のり付き

●裏面のシールをはがして使う糊付きのフェルトです。●3mmと6mmの厚さがあります。

厚さ3mm×幅15cm×長さ227cm KU-010B 7,500円
ロール状
厚さ6mm×幅15cm×長さ227cm KU-010C 9,900円
ロール状



厚さ3mm×幅15cm×長さ30cm(4枚入) 厚さ6mm×幅15cm×長さ30cm(4枚入) KU-010D 7,200円
板状バラエティーパック

フォームラバーオープンセル セット品

●気泡状に成型した軽量ラバーの緩衝材です。はさみでカットして使用します。●使いやすい3種類の厚さをセットにしました。

厚さ6mm×幅15cm×長さ30cm(2枚入)
厚さ12mm×幅15cm×長さ30cm(2枚入)
厚さ25mm×幅15cm×長さ30cm(1枚入)
KU-011 5,000円



フォームラバー ひざ用

●衝撃の吸収やストレスポイントの緩和に適したソフトタイプ。●ひざに合わせてテーピング等で固定して使用。●優れた緩衝効果と保護効果を発揮。

巾12cm×長さ17cm×厚み0.7cm×穴直径4cm(3枚入) KU-012 1,350円
--



ミュラー

テーピング用品



剥離紙の1cm角の方眼が、カットの目安になります。



ベネファクト (伸縮性粘着包帯)

2号白 2.5 cm×5m×12巻入 KN-281A 4,000円	2号肌 2.5 cm×5m×12巻入 KN-281E 4,000円
3号白 5.0 cm×5m× 6巻入 KN-281B 4,000円	3号肌 5.0 cm×5m× 6巻入 KN-281F 4,000円
6号白 3.75 cm×5m× 8巻入 KN-281C 4,000円	6号肌 3.75 cm×5m× 8巻入 KN-281G 4,000円
4号白 7.5 cm×5m× 4巻入 KN-281D 4,000円	4号肌 7.5 cm×5m× 4巻入 KN-281H 4,000円

ハイラテ (粘着性伸縮包帯)

白 2.5 cm×5m×12巻入 KN-759A 5,300円	肌 2.5 cm×5m×12巻入 KN-759E 5,500円
白 3.75 cm×5m× 8巻入 KN-759B 5,300円	肌 5.0 cm×5m× 6巻入 KN-759G 5,500円
白 5.0 cm×5m× 6巻入 KN-759C 5,300円	肌 7.5 cm×5m× 4巻入 KN-759H 5,500円
白 7.5 cm×5m× 4巻入 KN-759D 5,300円	

ワーデル (粘着性伸縮包帯)

巾2.5 cm×5m×12巻入 KN-304A 4,500円	巾5.0 cm×5m×6巻入 KN-304C 4,500円	巾10 cm×5m×3巻入 KN-304E 4,500円
巾3.8 cm×5m×8巻入 KN-304B 4,500円	巾7.5 cm×5m×4巻入 KN-304D 4,500円	

撥水タイプ ウェーブ状粘着剤

水に強い撥水加工タイプで重ね貼りも可能です。



ファルマテックス® (青)

25.0 mm×5.0 m×12巻	KN-004A 4,200円
37.5 mm×5.0 m×8巻	KN-004B 4,200円
50.0 mm×5.0 m×6巻	KN-004C 4,200円
75.0 mm×5.0 m×4巻	KN-004D 4,200円

非撥水タイプ ウェーブ状粘着剤

伸び率約150%の高い伸縮性で、関節や筋肉などの動きを妨げず、どの部位に対してもフィットします。



ファルマテックス® (赤)

25.0 mm×5.0 m×12巻	KN-005A 4,000円
37.5 mm×5.0 m×8巻	KN-005B 4,000円
50.0 mm×5.0 m×6巻	KN-005C 4,000円
75.0 mm×5.0 m×4巻	KN-005D 4,000円
50.0 mm×32 m×1巻〈業務用〉	KN-005E 4,000円

撥水タイプ ウェーブ状粘着剤

接肌面積比率約82%により通気性が良く肌への負担が少ないテープ。



ファルマテックス® (緑)

25.0 mm×5.2 m×12巻	KN-979A 3,000円
37.5 mm×5.2 m×8巻	KN-979B 3,000円
50.0 mm×5.2 m×6巻	KN-979C 3,000円
75.0 mm×5.2 m×4巻	KN-979D 3,000円
50.0 mm×32 m×1巻〈業務用〉	KN-979E 3,000円

ベネファクト・ハイラテ・ワーデル・ファルマテックス

テーピング用品



長く密着、楽に剥がせる。

筋肉保護テープ
ニトリート キネロジ® EXカラー (プリスターパック)

巾5.0cm×4m	ブラック	6巻入	KN-975E	5,640円
巾5.0cm×4m	ブルー	6巻入	KN-975F	5,640円
巾5.0cm×4m	レッド	6巻入	KN-975G	5,640円
巾5.0cm×4m	イエロー	6巻入	KN-975H	5,640円
巾5.0cm×4m	オレンジ	6巻入	KN-975I	5,640円



▲プリスターパック

撥水&しっかり固定。
幅広い用途で活躍するオールマイティテープ

固定(粘着)力 **70** デニール
弱 中 強

伸縮固定テープ
3M™ マルチポア™ スポーツ

25mm×5m	12巻入	KN-230D	3,600円
37.5mm×5m	8巻入	KN-230E	3,600円
50mm×5m	6巻入	KN-230A	3,600円
75mm×5m	4巻入	KN-230B	3,600円
50mm×33m	1巻入	KN-230C	3,600円



肌へのなじみやすさ・
かぶれにくさにこだわった
キネシオロジーテープ

固定(粘着)力 **40** デニール
弱 中 強

伸縮固定テープ
3M™ マルチポア™ スポーツライト

25mm×5m	12巻入	KN-231E	3,000円
37.5mm×5m	8巻入	KN-231A	3,000円
50mm×5m	6巻入	KN-231B	3,000円
75mm×5m	4巻入	KN-231C	3,000円
50mm×33m	1巻入	KN-231D	3,000円



固定用として・外科処置用として・テーピング用として

粘着性伸縮包帯
ユティール®

ガーゼ・パッド・翼状針等の固定、副木や義足等の固定、その他圧迫固定、テーピング等に幅広く使用できます。


ホワイト	特小A	2.5cm×5m	12巻入	KN-980A	3,500円
ホワイト	特小H	3.75cm×5m	8巻入	KN-980B	3,500円
ホワイト	小	5.0cm×5m	6巻入	KN-980C	3,500円
ホワイト	中	7.5cm×5m	4巻入	KN-980D	3,500円
ホワイト	大	10.0cm×5m	3巻入	KN-980E	3,500円
ホワイト	特小B	1.25cm×5m	24巻入	KN-980F	3,500円
スキンカラー	特小A	2.5cm×5m	12巻入	KN-768A	3,500円
スキンカラー	特小H	3.75cm×5m	8巻入	KN-768B	3,500円
スキンカラー	小	5.0cm×5m	6巻入	KN-768C	3,500円
スキンカラー	中	7.5cm×5m	4巻入	KN-768D	3,500円
スキンカラー	大	10.0cm×5m	3巻入	KN-768E	3,500円
スキンカラー	特小B	1.25cm×5m	24巻入	KN-768F	3,500円

ニトリート・3M・ユティール


テーピング用品

スポーツや医療分野で活躍中


クロススパイラルテープからエクセルテープと変更になりました。
方向性が重要な機能が打ち抜き加工により、使い勝手が容易になりました。




Aタイプ



Bタイプ



Cタイプ



Dタイプ

エクセルスパイラルテープ

Aタイプ 3×4本 20枚×20シート
KN-381A **3,300円**

Bタイプ 3×4本 12枚×20シート
KN-381B **3,300円**

Cタイプ 5×6本 6枚×30シート
KN-381C **3,300円**

Dタイプ 7×8本 6枚×30シート
KN-381D **3,300円**



スパイラテックス 75mm巾×5m (1巻)

KN-300 **1,850円**

巾スリット入 (1巻)

KN-300H **3,000円**

3mmごとにスリットが入っています。

エクセルスパイラルテープ・パワーテープ



貼るだけで気の流れを整える

カブレ防止

テーピングはカブレると言う概念を「フミン粒体」により大幅に軽減。

トルマリン+セラミック+Xパウダー

トルマリン粒体と天然セラミックス粒体のハイブリット配合により微弱電流が発生し、健康に不可欠なマイナスイオンと吸収しやすい波長の遠赤外線を発生させます。

TTパワーテープ (1箱6巻)

5cm×5m
KN-385 **8,640円**



足を乗せただけで筋の正常化を実現。



筋の機能の正常化 (起立テスト) をしているところ。



気になる筋肉・関節に切って貼るだけ!

首・型・腰・ひざ・ひじ・ふくらはぎ・アキレス腱

筋肉・関節をサポート!!

Infinity Balance マルチパワーテープ (1巻)

5cm×5m
KK-715 **5,000円**

infinityBalance (インフィニティバランス) とは

世界のある特定の場所でのみ採取できる自然界に存在する貴重な天然資源を粒子化し特殊加工を施すことにより、よりバランスパワーを高め、無限大のバランスパワーを持つパワー微粒子を作り出すことに成功しました。この粒子を「パワー粒子パウダー」と名付けました。本テープにはこのパウダーが練り込まれています。

チタンを粘着面にコーティングしたボディーテープ



ファイテン パワーテープ

70マーク入り
KN-306 **700円**

1000マーク入り
KN-306D **7,000円**



ファイテン パワーテープX30

50マーク入り
KN-532 **1,000円**



さらに
パワーUP!
通常の約30倍の濃度でアクアチタンを含浸した「パワーテープ」の
パワーアップバージョン