



測定機能付自力運動訓練装置
レッグエクステンション WTS-02L

KR-609 **1,100,000円** (クラスI) 27B2X00088000020

定格電源電圧及び周波数	AC100V 50/60Hz
電源入力	600VA
電撃保護	クラス I 機器 B形装着部
本体寸法	幅785×奥行1,320~1,450×高さ1,220 (mm)
質量	83kg
使用筋	大腿四頭筋
負荷設定	20~500N 精度±5%F.S.
筋力測定	100~850N 精度±5%F.S.
回数設定	1~100回



フレックスチェア SD-100F

KR-610 **110,000円**

不安定座面で骨盤の動きを引き出す
座面が360°全方向に傾斜するため、骨盤帯につながる筋のリラクゼーション及び脊柱弯曲運動を引き出すことが可能です。

- グリップを握ることによって頭部の動きを抑え、正しい骨盤運動が簡単に行えます。
- 座面の動作スピードが調節できるため、無理のないスピードで運動が行えます。

本体寸法	幅875×奥行き595×高さ790~860 (mm)
質量	16kg
座面傾斜角度	20°
座面高さ	430~500 (mm)



ツイストチェア SD-100T

KR-611 **120,000円**

体重を免荷した状態で胸椎の捻転運動
胸椎部を中心とした回旋運動を行うことで、脊柱の弯曲が改善し、四肢の筋緊張解放が期待できます。

- 上半身質量の20~30%を免荷した状態で運動できるため、脊柱捻転の運動連鎖を容易に引き出せます。

本体寸法	幅875×奥行き600×高さ900 (mm)
質量	15kg
手すり回転角度	270°
座面高さ	410~530 (mm)



ストレッチングベンチ SD-100B

KR-612 **95,000円**

ストレッチングベンチは誰でも簡単に効率良く、下肢筋群のストレッチを行うことができるように工夫して開発されたベンチです。マットの傾斜により、簡単に骨盤の前傾が引き出せ、ハムストリングス、下腿三頭筋の筋緊張解放が期待できます。

- 30°の傾斜で、仙腸関節の動きを簡単に引き出せます。
- 足乗せプレートが可動式で、無理のない足関節角度で、痛みなく運動が行えます。

本体寸法	幅570×長さ1,200×高さ710 (mm)
質量	19kg

上肢交互運動器 椅子型
K2200M

KR-348 **98,000円**

健側の手で患側肢の他動運動を行い、肩関節の可動域増大と筋力増強を図ります。

おもな仕様

外形寸法	幅620×奥行600×高さ2,260 (mm)
材質	本体：鉄 シート：抗菌レザークラッド
質量	18kg

付属品

吊滑車	1個
自在木	1個
握環	2個
ナイロンロープ(8mm)	3m



運動昇降式平行棒 パラレル
(ストレートタイプ)
B4120P 3.5m

KR-613 **550,000円**

おもな仕様

材質	エンドキャップ：ゴム 支柱：スチール 支柱カバー：プラスチック 手すり：スチール+エラストマー
外形寸法	幅800×奥行き3,500×高さ670~1,000 (mm)
手摺	直径：φ43mm 高さ調整ストローク：330mm 調整ピッチ：無段階 手摺間の幅(内寸)：560mm
質量	83kg



業務用
アップライトバイク
B8 E Plus

KR-614
750,000円

- 脈拍：ハンドタッチセンサー式及び遠隔測定心拍センサー
- スライド：50cm ●サイズ：約 幅69×長113×高146cm
- 使用体重制限：150kgまで
- 電源：単相AC100V 専用回路使用
- 重さ：約 66kg ●台湾製 ●搬入設置費用別途

業務用
アップライトバイク
U1x MATR-2

KR-615
460,000円

- サイズ：(約) 幅66×長154×高131cm
- 使用体重制限：182kgまで
- 重さ：(約) 88kg
- 電源：セルフパワー(自家発電)
- 最小ワット：7w ●最小RPM：25
- USB差込口：スマートフォン充電用
- プログラム
マニュアル・インターバル(ヒルインターバル/ランダムヒル)/マルチFX(一定ワット/ランダム)・ゴール(時間ゴール/距離ゴール/カロリーゴール)・心拍数(目標心拍数/体重減量)体力テスト ●製造国：台湾



業務用
エリプティカル
E7 LED

KR-616
830,000円

- 計器表示：時間、距離、レベル、ワット、カロリー、ハートレート、ペース
- サイズ：約 長204×幅70×高77cm
- 重量：120.6kg ●負荷レベル：25段階
- スライド幅：約50cm ●プログラム数：●電源：AC100V15A ●使用体重制限：182kg
- 心拍測定：ハンドグリップセンサー式
- 生産国：台湾



リハビリ・トレーニング用具

トリガーポイントセラピー製品



A ブラック B オレンジ C カモフラージュ D ピンク E ライム

[長さ33cmのスタンダードモデル]
試合、遠征などに携帯可能

グリッド
フォームローラー®

KK-817 5,000円

直径：14cm 長さ：33cm 重さ：604g



ガイドブック付き
※マッサージボールは除く



マッサージボール MB1

KK-837 2,300円

直径：6.5cm 重さ：22g グリーン



マッサージボール MB5

KK-838 3,600円

直径：12cm 重さ：141g グリーン

[長さ33cmの硬質モデル]
より強く筋膜・筋肉に圧迫が可能、
より強い刺激を求める方に
グリッド
フォームローラー® X
KK-817X 6,500円

●フォームはスタンダードモデルの2倍の硬さ
直径：14cm 長さ：33cm 重さ：814g
ブラック



柔らかい
筋膜リリースのために

コア
フォームローラー®

KK-836 4,500円

直径：14cm
長さ：45cm
重さ：316g
グレー

ヴァレオ ボディボール

ホワイトボール (ポンプ付)

KJ-892 3,800円

直径55cm 身長159cm以下
直径55cmまでふくらませて使用する。

ブルーボール (ポンプ付)

KJ-893 4,300円

直径65cm 身長160cm~179cm以下
直径65cmまでふくらませて使用する。



本体：1.1kg
／箱入り：1.5kg
(空気入れポンプ：120g)
材質：塩化ビニール
日本語説明書

お部屋で簡単エクササイズ！
色々なエクササイズ方法があります。



バランス感覚も向上します

体のあらゆる部位の筋肉を鍛えます

安全性に優れた次世代のボール。

バランスボールはダンベルなどを使った筋力トレーニングでは鍛えにくいインナーマッスルのトレーニングに最適です。インナーマッスルのトレーニングは姿勢をつかさどるお腹まわりを鍛え、バランス感覚を養います。女性なら美しい立ち姿勢を、シニア世代ならスムーズに動けるカラダをつくるためのトレーニングができます。



グリーン

バランスボール
セイフティー 65cm

KR-601 5,400円

〈適応身長：165~185cm〉
●サイズ…φ65cm ●重量…約1.32kg



ブルー

バランスボール
セイフティー 55cm

KR-602 4,400円

〈適応身長：145~165cm〉
●サイズ…φ55cm ●重量…約1kg



ブラック

バランスボール
セイフティー 50cm

KR-603 4,000円

〈適応身長：120~150cm〉
●サイズ…φ50cm ●重量…約980g



ピンク

バランスボール
セイフティー 38cm

KR-604 3,600円

〈適応身長：KIDS〉
●サイズ…φ38cm ●重量…約500g

直径20cmのバランスボール。



ブルー

ソフトバランス
ボール

KR-605 800円

●サイズ…φ20cm (PVC)
●重量…約98g



ハンドポンプ

KR-606 500円

押しても引いても空気が
入るスピードタイプ

リハビリ・トレーニング用具

ウエストをキュッとシェイプ



ウエストのくびれは、日常鍛えにくい「腹斜筋」のトレーニングが効果的！

1日10分、このバランスディスクに座って「前後・左右・回転」運動をするだけで効果的にウエストを引き締められます。



バランスディスク (1個)

KJ-787 **3,800円**

バランスディスクポンプ付セット (1個)

KJ-787B **4,500円**



バランスディスク用ポンプ

KJ-787C

700円

《おしりゆらゆら運動法》

前後の運動で

腹直筋、腹筋、脊柱起立筋を刺激

左右の運動で

外腹筋、腰背筋、腰方形筋を刺激

回転運動で

大殿筋、中殿筋、


梨状筋をはじめ筋

肉全体を刺激。筋肉

がほぐれ腰痛解

消。シェイプアッ

プに効果的。



ディスクの裏は凹凸になっているので足裏のマッサージをしながらバランス感覚の訓練もできます。

背骨のストレッチで肩・腰・背中をスッキリ!



Stretch Pole®

LPN社で無料動画が見られます。

<http://lpn-sp.co.jp/>



ストレッチポールEX型

KK-315D **8,500円**

寸法：直径15cm×約98cm 重さ：830g
材質：低密度ポリエチレン・合成皮革カバー



ストレッチポールMX

KK-315E **9,000円**

材質：ポリウレタン(PVCカバー)
サイズ：直径12.5×長さ97cm 重量：約900g



**ストレッチポールEX型
ハーフカット (2個セット)**

KK-315B **6,500円**

寸法：巾15cm×高さ7.5cm×長さ40cm
重さ：220g×2

だれもが、いつでも、どこでもセルフケアを


5本購入で指導用テキストプレゼント!

今なら5本(半円タイプは10本)以上まとめて買うと、フォームローラーを使ったセルフケア指導法を会得できる、書籍「患者とできるフォームローラーパーソナルセラピー」がついてくるキャンペーンを実施中!

フォームローラー
1本につきセルフ
ケア実践ポスター
が付属!

Half

さらに負荷を軽減できる



**CIANA
フォームローラー**

1本 ソフト(ブルーマーブル)

KR-617A **7,800円**

1本 スタンダード(グリーンマーブル)

KR-617B **7,800円**

1本 ハード(レッドマーブル)

KR-617C **7,800円**

1セット 半円タイプ2本入(ブルーマーブル)

KR-617D **7,800円**

※ソフトタイプとスタンダードタイプ・ハードタイプは硬さが違います。

サイズ：90cm×15cm 素材：EVA

重量：ソフトタイプ約450g、スタンダードタイプ約700g、ハードタイプ約1000g

中国製

Soft

高齢者のケアに活用できる



Standard

1本あれば、フレキシブルに応用可能



Hard

強めの刺激やトレーニングにも



**CIANA
ヨガトレーニングマット 10mm**

KR-618A **4,900円**

サイズ：約183cm×61cm×10mm

重量：約1000g 素材：TPE

色：ダークグリーン 中国製



**CIANA
ヨガトレーニングマット 6mm**

KR-618B **4,700円**

サイズ：約183cm×61cm×6mm

重量：約730g 素材：TPE

色：ラベンダー 中国製

バランスディスク・ストレッチポール・フォームローラー

リハビリ・トレーニング用具

リストウエイト、 アンクルウエイトの超定番。

ソフトなフィット感の粒状ウエイト。
粒状のウエイトを使用しているため、棒状やプレート状ウエイトタイプとちがい、ゴツゴツせずに、ソフトにフィットします。

金具を使用していません。

装着部に金具を使用しないタイプなので金属部が体に接触して痛むようなことはありません。

手首 リストウエイト



ガウリ リストウエイト 250g (2ヶ組)

KR-359D **2,900円**

カラー：ブラック
適応サイズ：約15cm~20cm程度
寸法：7.5×25×1.3 (cm)
台湾製



手・足首 リスト&アンクルウエイト

ガウリ アンクルウエイト 300g (2ヶ組)

KR-359E **3,400円**

カラー：ブラック
適応サイズ：約19cm~25cm程度
寸法：10×32×1.3 (cm)
台湾製



ガウリ アンクルウエイト 500g (2ヶ組)

KR-359A **3,800円**

カラー：ブラック
適応サイズ：約19cm~25cm程度
寸法：10×32×1.3 (cm)
台湾製



足首 アンクルウエイト

ガウリ アンクルウエイト 750g (2ヶ組)

KR-359B **5,400円**

カラー：ブラック
適応サイズ：約19cm~25cm程度
寸法：10.5×39×1.3 (cm)
台湾製



ガウリ アンクルウエイト 1kg (2ヶ組)

KR-359C **5,900円**

カラー：ブラック
適応サイズ：約19cm~25cm程度
寸法：10.5×39×1.3 (cm)
台湾製



クローム ダンベル

- グリップ径：(約) 28mm~32mm
- 台湾製

**6~10kgは
グリップ回転式**

重量	商品コード	価格
1kg×2	KR-369B	6,600円
2kg×2	KR-369D	10,500円
3kg×2	KR-369F	14,500円
4kg×2	KR-369H	18,500円
5kg×2	KR-369I	22,500円
6kg×2	KR-369J	26,400円
7kg×2	KR-369K	30,400円
8kg×2	KR-369L	34,300円
9kg×2	KR-369M	38,200円
10kg×2	KR-369N	42,200円
1~10kg×2	KR-369T	244,100円

重錘バンド・ダンベル・ボトルベル

これ1台で二の腕、大胸筋、背筋、腹筋を鍛えることができます！



へるスイングダンベル

- 材質…ABS樹脂・鉄
- 中国製 商標登録済：5455099

品番	色	重量(約)	商品コード	価格
SD-15P	白/ピンク	1.5kg	KR-392A	7,500円
SD-15Y	白/黄	1.5kg	KR-392B	7,500円
SD-25W	黒/白	2.5kg	KR-392C	8,300円
SD-250	黒/オレンジ	2.5kg	KR-392D	8,300円

遠心力を利用した
画期的なダンベルです。



女性にも手頃なサイズのウォーターダンベル！

ウォーターダンベルだから体力に合わせて重量調節ができます。
ダンベル体操に、パワーウォーキングやランニングに。

水を入れて
約400g

ボトルベル

KR-608 **700円**

カラー：Aブルー・Bレッド・Cグリーン
素材：(本体)PET、(キャップ)PP
日本製



パワー
ウォーキング
にも最適！



お部屋での気軽な
トレーニングにも！



Thera-Band

セラバンド KJ-874

セラバンドは、漸増抵抗訓練による筋力や筋持久力の増強、可動域訓練、柔軟性の改善などが手軽に行える、伸縮性に富んだ特殊ラテックスゴムバンドです。伸縮強度は色別に8段階。長さによって急激な強度変化を伴わない均一な抵抗力が、効果的な漸増抵抗訓練を可能にします。発売から15年、訓練ばかりでなく、障害防止にも有効性が認められ、世界各国でリハビリテーション、スポーツ医学やスポーツの現場、ハンドセラピー、急性期のケアや在宅訓練など幅広い分野でお使いいただいています。

6ヤード価格			50ヤード価格		
A	黄褐色 (極弱)	2,300円	I	黄褐色	13,500円
B	黄色 弱	2,300円	J	黄色	14,500円
C	赤色 中弱	2,500円	K	赤色	15,100円
D	緑色 中	2,700円	L	緑色	16,500円
E	青色 強	3,300円	M	青色	18,500円
F	黒色 最強	3,800円	N	黒色	20,500円
G	銀色 極最強	5,000円	O	銀色	26,500円
H	金色 超最強	7,800円	P	金色	36,500円



- セラバンドは、肘、前腕、手関節、肩、胸部と背上部、体幹、股関節、膝、足部など、ほとんどすべての関節運動に係わる抵抗運動が可能です。
- 一般的な関節運動の他にも、車いす上での上肢・体幹訓練や姿勢保持、胸部エクスパンションによる呼吸機能の増強、ゴルフスイングなどの機能的連鎖訓練、PNF抵抗訓練、上下肢の動的・機能的捕獲具(スプリント、スリングなど)の材料として、またリフティングやプッシュアップ運動、固有感覚・神経筋パターンの再獲得や身体空間認知訓練など広範囲にわたってお使いいただけます。



硬さ
ふつう

硬さ
やわめ

魔法のバンド

三輪式モビリティトレーニングバンド モビバンEX

硬さふつう ブルー KJ-806A **2,200円**

硬さやわめ イエロー KJ-806B **1,900円**

いつでもどこでも
簡単エクササイズ



セラバンド® CLX KJ-839

ラテックスフリーのエクササイズバンドです。ループを連続して配置することで、複数のグリップオプションが実現し、上半身と下半身のエクササイズが同時に行えます。無料のアプリ(英語)は、ユニークなサポートツールとしてリハビリやトレーニングプログラムを強化するために用意されています。



色(強度)	長さ	価格
A 黄色(弱)	1.5m	2,300円
B 赤色(中弱)	1.5m	2,400円
C 緑色(中)	1.5m	2,500円
D 青色(強)	1.5m	2,700円
E 黒色(最強)	1.5m	2,950円

RBトレーニングチューブ ●新素材(無臭特殊合成ゴム)使用

ハードタイプ

KJ-788A

2,500円

サイズ:長さ2.5m
カラー:ブルー・イエロー

ソフトタイプ

KJ-788B

2,000円

サイズ:長さ3m
カラー:ピンク・パープル

スーパーソフト

KJ-788C

2,000円

サイズ:長さ1m
(ライトブルー)+2m(グリーン)
カラー:ライトブルー+グリーン



シェイプリング(リング状・70cm) KJ-840

●3種類の強度で体幹トレーニングが可能。●体幹、体軸の基礎、さらに強い体幹づくりに。またリハビリやシェイプアップ、ロコモ対策やメタボ予防に。●木場克己監修のトレーニング解説書付き。

品名/カラー	サイズ	価格
A フィットネス/ピンク	巾10×円周70cm	1,000円
B スタンダード/パープル		
C アスリート/ブルー		

シェイプリング(リング状・90cm) KJ-841

●結び目がないので一定の張力を保持。長さの3倍まで伸ばすことが可能。●アスレチックトレーニングやシェイプアップなど、多様なトレーニングに。●ラテックス(天然ゴム)の採用で耐久性は抜群。●トレーニング解説書付き。

品名/カラー	サイズ	価格
A ライト/イエロー	巾7.5×円周90cm	850円
B ミディアム/グリーン		
C ヘビー/ブルー		



シェイプリング(リング状・60cm)

●ジュニアや小柄な女性に最適な円周60cmのリング。●運動神経や運動能力の向上、シェイプアップに。●木場克己監修のトレーニング解説書付き。

チャレンジ/ライム

KJ-842	1,000円
巾10×円周60cm	

セラバンド・モビバンEX・チューブ・シェイプリング

健康器具 (トレーニング器具)

組立は、梱包を開き左右のウエストを差し込むだけでOK



2年間保証

※消耗品については保証対象外となります。

マッスルステーション MS-1011

KR-619 **360,000円**

- サイズ…(約)幅127×長150×高185cm ●収納サイズ…(約)幅54×長59.5×高185cm
- 負荷…(約)47kg (上部6kg1枚・4.5kg9枚×2) ●使用体重制限…120kgまで
- 重さ…(約)168kg (ウェイト重量含む)
- 付属アタッチメント…ロングバー1本、ショートバー1本、ワンハンドバー1本
- 台湾製

アンデス セブンアイ AND-7i

KR-620 **220,000円**

- 計器表示…時間、距離、カロリー、速度、レベル、ワット、RPM
- 心拍…ハンドグリップ式
- サイズ…(約)幅67×長173×高171cm
- 折りたたみサイズ…(約)幅67×長102×高171cm
- ストライド…50.8cm
- フライホイール…8.5kg
- 負荷装置…インダクションブレーキ
- 負荷レベル…1~30
- 使用体重制限…136kgまで
- 重さ…(約)79.5kg
- 電源…AC100V
- 中国製



コントロールパネル

新型ブレーキシステム採用で、より快適なワークアウトを

- ◎足や腰への負担が少ない、自然でスムーズな動き。
- ◎全身運動で、ヒップアップや二の腕の引き締めにも。
- ◎インダクションブレーキが、30段階の負荷を瞬時かつ正確に変更。
- ◎ストライドが50.8cmで、より効果的なエクササイズ。
- ◎パスポートプレーヤー(別売)対応。
- ◎運動履歴を自動で記録するViewFit対応。

プログラム種類

マニュアル、インターバル、ゲーム、体力テスト、体重減量、体重減量プラス、ローリング、リパース、一定ワット、インターバルワット、目標心拍数ゾーン、目標心拍数%、ストレングスビルダー、カスタム

マッスルステーション・アンデスセブンアイ・ロデオスリム



レベルに合わせて乗り方いろいろ

ロデオスリム

KK-818 **29,800円**

- 電源…AC100V 50/60Hz 70W
- オートタイマー…約10分
- 適応体重…100kg以下
- 回転数…速：約80回/分
遅：約70回/分
- 外形寸法…幅 約29cm × 奥行 約56cm × 高さ 約41cm
- 質量(本体)…約7kg



初心者

普段あまり運動しない方

足を床につけ、脚全体でバランスをとる。



中級者

初級向けでは物足りない方

つま先を床に着け、お尻と背中、太ももでバランスをとる。



上級者

もっと効果的に引き締めたい方

足を前方に浮かせ、お腹と太ももでバランスをとる。

脚力低下にSTOP! 静音設計なのでまわりを気にせず夜間のトレーニングも安心してできます。

- 寝た姿勢や座った姿勢で、下肢と上肢の運動を同時に行う事が出来るようになりました。



電動なので手や足をおくだけ。

電動サイクルマシン エスカルゴ PBE-100 (2)

KK-446 **48,000円**

- ストレッチバンドは好みに合わせ長さ調節が出来ます。
 - ペダルに新設した接続リングに簡単に取り付け、取り外しが出来ます。
- 電源電力…AC100V 50/60Hz
消費電力…70W、タイマー：1分~30分
スピード…1~12段階
本体寸法…約41×40×31cm
本体重量…約7.1kg (安定ボード 約780g)
付属品…専用安定ボード・取扱説明書(保証書)

ベルトトレーナーDX 業務用

KK-429 **386,000円**

- 電源…AC100V・200W
- サイズ…(約)幅65×長105×高120cm
- 重さ…約55kg
- 15分タイマー付、無段階振動速度、調節可能
- 広幅ベルト：幅約9.3cm、細幅ベルト：幅約4cm 各1本付き
- 日本製 ※受注生産品

広幅ベルト(1本) 細幅ベルト(1本)

KK-429B

12,000円

KK-429C

12,000円



ニューホワイトベルト

KJ-891 **58,800円**

- 電源…AC100V・100W
- サイズ…(約)幅39×長94×高93cm
- 重さ…約14kg
- Wベルト…幅7.5cm
- 専用イス付
- 日本製

家庭用



健康器具 (トレーニング器具)

簡単！寝るだけストレッチ！

背筋を伸ばして美しい姿勢をサポート！

◎仕事や勉強で固まった筋肉をほぐして
心も体もリフレッシュ！



◎椅子に座った状態でも使用できます。

サロフィックス バックストレッチャー

KK-854 **2,000円**

- カラー…ブラック
- サイズ(約)…縦37×横30×高さ(奥行)7cm
- 重量(約)…590g
- 材質・セット内容…生地 ポリウレタン、中身 EPE (発泡ポリエチレン) + MDF
- 中国製

◎身体のラインに合わせてお手軽にストレッチ！



カンタン腹筋折りたたみらくらくソファ。

- 腹筋の運動強度は14段階の角度調整によりレベルに合わせて選べます。
- TVを見るときに首が疲れにくいヘッドレスト付。
- ヘッドレスト、背中、足当てシートが体に合わせて14段階の角度調整ができます。

腹筋らくらく座椅子 家庭用

KK-843 **16,000円**

- セット内容…レッグバー付
- 素材…張り地 ポリエステル100%、中材 ウレタンフォームスチールパイプ
- 本体寸法…本体最大(約)53×144.5×16.5cm (約9kg) 使用時(約)53×87×72cm
- 収納サイズ…(約)53×78×29cm
- ヘッドレスト…14段階調節
- 背もたれ…14段階調節
- 足当て…14段階調節
- 耐荷重…100kg
- 組立は必要ありません。
- 原産地…中国



収納に便利な折りたたみ式。



お尻や背中に優しいポリウレタン4層式。

レッグバーは体格に合わせて長さを調整でき、本体内にスッキリ収納。

ワンダーフォームローラー EV-302

KK-844 **3,800円**

- サイズ…(約)φ13×長30cm
- 本体材質…EVA、ABS
- 重さ…(約)490g
- 台湾製

ほぐす はがす ゆるめる のばす



デコボコの突起部分が、ハンドマッサージされているように身体を刺激します。

おうちで筋膜リリース

- ◎筋膜リリースを行うことで、肩こり・腰痛・身体の歪みなど改善します。
- ◎運動前後に行うことで筋肉がやわらかくなり、ケガの予防とリフレッシュ効果。
- ◎バランスを取ることで、体幹トレーニングもできます。



2in1 エクササイズホイール“リラトレ” EV-301

KK-845 **3,800円**

- サイズ…(約)φ11×長42.5cm
- 材質…PP、TPE、スチール
- 重さ…(約)720g ●台湾製

腹筋 背中 太もも わき腹

リラクスマッサージ&トレーニング

1台でマッサージとトレーニングができるエクササイズホイールです。ワイド2輪ローラーで初心者でもバランスが取りやすく腹筋や腕力が鍛えられます。身体のラインをコロコロ転がすだけで筋肉や血行の流れが良くなり、リフレッシュを図ります。



トレーニングローラー (腹筋・二の腕に)

床の上でひざをつき、ローラーを握ったまま前方へゆっくりと身体を伸ばし、伸びきった後ゆっくり戻します。ダブルホイール(二輪)なので初心者でも安心して使用できます。



内転筋を鍛えて引き締まった太股のためのトレーニング！



胸筋を鍛えてバストアップのためのトレーニング！



フレックス オーリング (DVD付)

KK-819 **7,600円**

- 素材…ポリアミド(フレーム)、SEBS(グリップ部)
- 寸法…500×500×45(mm) ●重量…580g
- フランス製

お家で簡単シェイプアップ！

万が一足から外れても、はね返り防止機付きで安心して使用できます。



シェイプアップ トレーナー (はね返り防止機付)

KK-820 **2,400円**

- サイズ…(約)幅37×高さ12×奥行27cm
- 重さ…(約)720g
- 材質…スプリング/硬鋼線、ペダル/ポリエチレン、ハンドル/スチール・ウレタンベルト/EVA樹脂、はね返り防止機/ABS樹脂・スチール

新聞紙一枚分で使える最高のホームジム。

懸垂、腕立、腹筋、ぶら下がりのできるトレーニング器具。引く筋肉、押す筋肉の両方のトレーニングができます。

腕立・懸垂/UDEKEN (ウデケン)

KK-856 **33,000円**

- 調節範囲(懸垂)…1660~2210mm
- 調節範囲(腕立)…150~900mm(5段階)
- 寸法…1660×900×700mm ●懸垂の体重制限…80kg以下
- 重量…約16kg
- 材質…鉄
- 日本製



足首を固定し、逆さに宙吊りになることにより、体重で体を引っ張ります。日常とは逆の血液循環、骨格、筋肉への体重のかり具合を負担なく容易に体験することにより足首のむくみ、腰痛、肩凝り等や、ストレスの緩和への効果が期待されます。



のび〜るⅢ

KJ-897

55,000円

家庭用

- サイズ…幅700×長1200×高1650~2300mm
- 使用体重制限…100kg ●適応身長…140~200cm
- 重さ…約25kg ●フレーム…白色ペイント



バックストレッチャー・腹筋らくらく座椅子

アルミARシリーズ JIS規格試験荷重100kg完全合格モデル

基本タイプ



※写真のシートは標準色です。(S-1)

背折りたたみタイプ(自走)

車イス AR-201B

KZ-727 78,000円

キャスタ車輪×大車輪6"×22"
前座高430mm

車イス AR-211B
(AR-201Bの低床タイプ)

KZ-728 78,000円

キャスタ車輪×大車輪6"×22"
前座高380mm

！ お選びください

シート標準色



座幅



※写真のシートは標準色です。(S-2)

背折りたたみタイプ(介助)

車イス AR-301

KZ-730 75,600円

キャスタ車輪×大車輪6"×16"
前座高430mm

車イス AR-311
(AR-301の低床タイプ)

KZ-731 75,600円

キャスタ車輪×大車輪6"×16"
前座高380mm

！ お選びください

シート標準色



座幅



●アルミARシリーズ/基本

(標準)単位: mm キャスタ車輪×大車輪はインチ表示になっています。

品番	キャスタ車輪×大車輪	座幅	前座高	後座高	肘パット高さ	背もたれ高さ	フット長	座奥行	全高	全長	全幅	折りたたみ幅	重量
AR-201B	6"×22"	380、400、420	430	400	240	415	350~	400	880	1,020	670	350	14.7kg
AR-211B	6"×22"	380、400、420	380	360	245	420	285~	380	860	950	670	360	14.5kg
AR-301	6"×16"	380、400、420	430	400	240	415	350~	400	880	1,020	590	300	13.3kg
AR-311	6"×16"	380、400、420	380	360	245	420	285~	380	860	930	595	300	13.0kg

杖アクセサリ

車イス・杖



杖先ゴム
交換用(トンボ)

300円

商品コード	規格	カラー
KZ-196B	16mm	黒
KZ-196	16mm	茶
KZ-237B	17mm	黒
KZ-237	17mm	茶



たっちゃんラージ

KZ-247

規格	カラー	価格
A 16mm	黒	1,700円
B 16mm	茶	
C 16mm	赤	
D 18mm	黒	
E 18mm	茶	
F 18mm	赤	

抜群の安定性
自立するつえ先ゴム

自立するので、どこにでも置きやすく、接地部分が幅115mmもあるので、抜群の安定性。快適な柔軟性と滑りにくい、あしん設計で歩行をサポートします。



たっちゃん

KZ-248

	規格	価格
A	16mm	800円
B	18mm	

16mm径用・18mm径用
自立する三点式杖先ゴム
最大幅80mm



大きなつえ先ゴム

KZ-249 500円

16mm径用
底径43mmの大きなつえ先ゴムで抜群の安定感。

ポールウォーキング用杖

高齢者用ステッキ

あんしん2本杖 2本組(アルミ製)

イエロー	KK-649A	7,500円
ブラウン	KK-649B	

- 使用長さ(80~114cm) ⇒対応身長127~180cm
- 2段伸縮式、収納長約80cm
- 重さ…(約)215g/1本
- 日本製



- ◎これからの高齢者のステッキはこうなります。
- ◎先ゴム床面が平らで安心感があります。
- ◎ラチェット調節式で安心。



ひかる安心2本杖

ショート	KK-827A	12,000円
ロング	KK-827B	

- 使用長さ: ショート/80~98cm⇒対応身長: 127~156cm
ロング/96~114cm⇒対応身長: 152~181cm
- ラチェット式、収納長約80cm
- 重さ: ショート/約210g/1本
ロング/約225g/1本
- グリップ・S
- 日本製



「暗くても安心・安全に歩行」



蓄光 反射

杖自体が発行するので、杖の場所が一目瞭然。夕方~夜のウォーキングや、明け方のウォーキング時にお勧めです。

介護用品



愛杖 楽スマ R-1~5

伸縮タイプ

ストラップ付き スリムネック



とっても押しやすい
長ボタン

指の腹にフィットする形状なので、指が痛くなりにくい

KZ-246A~E **6,900円**

材質：アルミ合金 長さ：約76~88cm 重さ：約240g 上径：18mm
[適応身長] 約146~170cm ゴム/内径16mm 底径30mm

超軽量



愛杖 カーボンシリーズ C-201~202【一本杖タイプ】

KZ-243A~B **11,000円** ストラップ付き

材質：カーボンファイバー 長さ：88cm 重さ：200g
上径：21mm ゴム/内径17mm 底径29mm



愛杖 カーボンシリーズ C-71~79【スリムネック グリップ】

折りたたみタイプ

ストラップ付き
折りたたみホルダー付き

KZ-242B~J **14,800円**

材質：カーボンファイバー 長さ：77~87cm 重さ：255g (C-78、79は245g) 上径：20mm
[適応身長] 148~168cm ゴム/内径17mm 底径29mm 折りたたみ時：32cm



愛杖 ハローキティ 折りたたみステッキ HK-21~24

折りたたみタイプ

ストラップ付き
折りたたみホルダー付き

KZ-245A~D **7,500円**

材質：アルミ合金 長さ：78~88cm 重さ：305g 上径：19mm
[適応身長] 150~170cm ゴム/内径16mm 底径29mm 折りたたみ時：26cm



愛杖 Eシリーズ E-13~18・71~75

伸縮タイプ A

折りたたみタイプ B

ストラップ付き 折りたたみホルダー付き (折りたたみタイプのみ)

E-13~18 伸縮タイプ KZ-239C~H **4,500円**

材質：アルミ合金 長さ：71~94cm 重さ：280g 上径：19mm
[適応身長] 136~182cm ゴム/内径16mm 底径30mm 収納時の長さ：61cm

E-13~18 折りたたみタイプ KZ-240C~H **4,500円**

材質：アルミ合金 長さ：75~84cm 重さ：310g 上径：20mm
[適応身長] 144~162cm ゴム/内径17mm 底径30mm 折りたたみ時：27cm

E71~75 伸縮タイプ KZ-239 I~M **4,500円**

材質：アルミ合金 長さ：71~94cm 重さ：265g 上径：19mm
[適応身長] 136~182cm ゴム/内径16mm 底径30mm 収納時の長さ：61cm

E71~75 折りたたみタイプ KZ-240 I~M **4,500円**


材質：アルミ合金 長さ：73~85cm 重さ：285g 上径：20mm
[適応身長] 140~164cm ゴム/内径17mm 底径30mm 折りたたみ時：27cm



介護用品(杖)

介護用品

印の商品は消費税がかかりません。



オールニーズクラッチ

KZ-250A~H 13,000円

材質：シャフト/アルミ合金
グリップ/ソフト樹脂、反射板付き

A	U型 カフ	レッド	右手用
B			左手用
C		ネイビー	右手用
D	左手用		
E	O型 カフ	レッド	右手用
F			左手用
G		ネイビー	右手用
H			左手用

ロフストランドクラッチ

KZ-129 6,000円

720g

ロフストランドゴム

KZ-129B 350円

内径20mm

単柱クラッチ

KZ-165 10,200円

アルミ合金製、伸縮式870g
握上：38~46cm
握下：72~97cm

フィッシャー型ステッキ

(A 右手用・B 左手用)
KZ-191A・B 9,000円

アルミ・68~93cm・390g
英国クーバー社製・手のひら全体に圧力がかかるよう設計され腕・手首に疲労感・圧迫感が少ないです。

ステッキ (スワン型)

KZ-130 4,000円

アルミ・紐付
69~91cm・320g
ゴム足 R-17



アイスケイン (ツメ先) 5点

KZ-192A 1,500円

寒冷地方で、凍った地面を歩行する際に杖先に付けて使用します。使用しない時は先端を上向きにすると安全です。



アイスケイン (やり先) 1点

KZ-192B 1,500円

寒冷地方で、凍った地面を歩行する際に杖先に付けて使用します。使用しない時は先端を上向きにすると安全です。



杖ゴム R-15 (1コ)

KZ-193A 800円

単杖クラッチ用



杖ゴム R-17 (1コ)

KZ-193B 350円

スワン型用・ワッシャー入

介護用品(杖)

盲人用



E型盲人杖 (曲り)

①木製 101cm 200g

KZ-151 3,600円

②アルミ製 101cm 200g

KZ-152 4,000円

③グラスファイバー 101cm 200g

KZ-153 4,600円



盲人杖 (直)

KZ-176 3,000円

アルミ合 金製
101cm 200g



三段スライドステッキ (白) G-3

KZ-162A 4,600円

100cm (収納時42cm)・140g
携帯に便利なスライド調節式



四段スライドステッキ (白)

KZ-162B 5,700円

104cm (収納時36cm)・180g
携帯に便利なスライド調節式



四ツ折ステッキ (白)

KZ-163 4,800円

102cm (折畳時27cm)・250g
携帯に便利なスライド調節式



🌸印の商品は消費税がかかりません。



手の握り位置や高さの調節が押しボタンで簡単に変わります。

🌸ワールド・アルミ松葉杖 (2本1組)

特大	151~131cm	1065g	KZ-120A	12,500円
大	143~123cm	1050g	KZ-120B	12,500円
中	129~109cm	970g	KZ-120C	12,500円
小	114~99cm	810g	KZ-120D	12,500円

- 押しボタン操作だけ、あとは全く不要、握りの高さ調節と杖全体の長さの調節が簡単・確実・安全にできます。握りの固定用アナがないため耐静荷重313kgという驚異的な強度です。
- 程よいやわらかさで脇にやさしく当たる定評のセフティーカバー。
- 昇降スライダーと支持機構
押しボタンで簡単に握りの高さ調節ができ、確実に固定される全く新しい画期的なシステムです。




杖ゴム (ワールド)
アルミ松葉 (1コ)
KZ-174A **600円**

内径20mm



杖ゴム R-1
木松葉 (1コ)
KZ-174D **300円**

内径28mm



🌸タケトラ®
ヒューゴクラッチ
(2本1組)

各 **4,500円**

●全長：9段階 (2.5cmきざみ)

本体：アルミニウム
パーツ：ラテックスフリー
(カバー・スポンジ・ゴム)

S KZ-251A

身長(目安) 137cm~157cm
全長 94cm~114cm
重量(2本) 約1,370g

M KZ-251B

身長(目安) 157cm~178cm
全長 114cm~134cm
重量(2本) 約1,840g

L KZ-251C

身長(目安) 178cm~198cm
全長 134cm~154cm
重量(2本) 約2,000g

🌸四点支持杖
スモール
ベース

シルバー

KZ-128B

7,000円

740g ベース15×20cm
高さ調節 71.5~94.5cm

🌸四点支持杖
ラージベース

シルバー

KZ-128A **7,500円**

- 余分な力を使わずに安心して使用できます。
- 重力が低く、バランスがとりやすい杖です。
- ハンドルを回転させることで、左用・右用の使用が可能です。

950g ベース20×31cm
高さ調節10段階 715~945



グレー



黒

四点支持杖用ゴム (1ヶ)

ラージ用

KZ-183A

350円

内径14mm

スモール用

KZ-183B

350円

内径12mm

SSS-11 (A) SSS-12 (B) SSS-13 (C)



室内でも扱いやすい
小型の四点杖

🌸愛杖 スリム四点杖
SSS-11~13

KZ-252A~C **7,200円**

材質：シャフト/アルミ合金
グリップ/ソフト樹脂

伸縮タイプ

接地面がコンパクトに設計されているので、階段でも快適。



長さ：66~88cm
重さ：530g
上径：22mm
ゴム内径：16mm
ゴム底径：30mm
[適応身長]
126~170cm

11cm 9cm



🌸アルコール12型

外外型歩行器 (折たたみ式)

ブレーキ付 KZ-703A **66,000円**

ブレーキなし KZ-703B **49,000円**

- マット及び本体部をスライドさせることにより幅を自分に合わせる事ができます。
- 折りたためて、収納することができます。



🌸交互歩行器

KZ-672 **14,000円**

W53×D45×H73.4~86.4cmに調節可。
重さ2.4kg。ワンタッチで折りたたみ可。
アルミ製。
色：ブロンズ



🌸歩行器・アルコール1型

KZ-673 **59,000円** (折たたみ式)

W60 (39) × D66 (49) × H89~115cm
折りたたみ時 W15 × D66 × H105cm

点滴架 KZ-673B **11,000円**

ポンペ架 KZ-673C **22,000円**

松葉杖・杖・歩行器

世界のブランド テンピュール®



～その違いを感じてください～



**AUTHENTIC
TEMPUR® MATERIAL**

体温と体圧に反応し、
身体に沿ってしっかり
フィットします。




NASA 承認。米国宇宙財団より
「認定技術」ロゴの使用を
許可された唯一のマットレス・
ピローブランド。



3年保証
ピローには3年間の
保証が付いているの
で耐久性も安心。

テンピュール® ネックピロー

ポリウムを持たせた波形の形状が、頭部から首筋に沿うようにやさしくフィットして、しっかりサポートします。理想的な安眠スタイルを生み出す絶妙なバランスで、世界中の多くの人に愛用されているスタンダードなピローです。



XS (約) 幅50×奥行31×高さ7cm

KJ-905XS 13,000円

S (約) 幅50×奥行31×高さ8cm

KJ-905S 14,000円

M (約) 幅50×奥行31×高さ10cm

KJ-905M 15,000円


L (約) 幅50×奥行31×高さ11.5cm

KJ-905L 16,000円

3年保証

- カラー：ホワイト
- 生地：ポリエステル99%
ポリウレタン 1%

Size Variation



テンピュール® ミレニアムネックピロー

より理想的な安眠の為にフォルムを追求して生まれたネックピロー。凹型の立体フォルムが仰向け時のフィット感を高め、さらに横寝へスムーズな移動ができるよう、両サイドに厚みを持たせています。首筋の安定性に優れ、リラックスした寝姿勢を作り出してくれるベストポジションを実現したピローです。



XS (約) 幅54×奥行32×高さ8cm

KJ-924XS 15,000円

S (約) 幅54×奥行32×高さ9.5cm

KJ-924S 16,000円

M (約) 幅54×奥行32×高さ11cm

KJ-924M 17,000円


L (約) 幅54×奥行32×高さ12.5cm

KJ-924L 18,000円

3年保証

- カラー：ホワイト
- 生地：ポリエステル99%
ポリウレタン 1%

Size Variation



タオル地専用ピロケース

ふんわりタオル地が心地よい、専用ピロケース。
脱着しやすいシャワーキャップタイプ。
ネックピロー&ミレニアムピロー兼用で、
XS~Lサイズに適應致します。

KJ-927B 1,900円

- カラー：ピンク
- 生地：パイル糸 綿100%、
地糸 ポリエステル100%



※色はピンクになります。

他の種類についてはテンピュール®カタログをご請求ください。

寝返りしやすい枕「ねるぐ」

Neigu
ねるぐ

枕 「寝返り」に着目した機能性枕。4枚の斜め仕切りがスムーズな寝返りを誘い、仰向け・横向き・うつ伏せ寝など、さまざま寝姿勢を支えます。高さの違う2種類をご用意いたしました。



丸洗い
可能

高さ調
節可能



表面のキルト地が綿のようなソフト感を提供



中材にはシャリシャリ音がしないソフトパイプを使用

どんな寝姿勢でも快適にフィット!

仰向け



横向き



うつ伏せ



ねるぐ枕 (S・M)

枕本体 **KK-638S・M 9,500円**

専用枕カバー(S・M共通) **KK-639 2,500円**

サイズ: 62×33cm (共通) 高さ: S (6cm), M (8cm)

素材: 側地/綿100%、ポリエステル100%
中材: ポリエチレン(パイプ)、枕カバー: 綿100%
原産国: 日本(枕本体)/中国(枕カバー)

専用枕カバー



タオル地の枕カバーです。

健康器具 (マッサージチェア)

THRIVEのニューモデル 未来型デザインのマッサージチェア登場

スライヴ®



背メカは横回転もみ玉を使用し、「もみ・たたき・もみたたき」でしっかりマッサージ!

脚マッサージはTHRIVEならではのモミボードでギュギュッと絞り上げ!



肩/腰/座の従来のエアバッグに加え、「腕(手)エア」を追加搭載!!

マッサージチェア CHD-9200

KK-846 **99,800円**

(クラスII) 認証番号 230AKBZX00078000

- 外形寸法: 収納時 幅(約)76cm×奥行(約)110cm×高さ(約)112cm
リクライニング時 幅(約)76cm×奥行(約)159cm×高さ(約)87cm
- 座面寸法: 幅(約)44cm×奥行(約)49cm×高さ 前(約)38cm 後(約)35cm
- 肘高さ: 約62cm ●重量: 約42kg

- 定格電圧: AC100V ●定格周波数: 50/60Hz ●定格入力: 71W ●定格時間: 20分
- タイマー: 約15分 ●肩位置調整: 有(5段階) ●もみ速さ: 約22回/分
- たたき速さ: 約330回/分 ●もみたたき速さ: もみ 約22回/分、たたき 約330回/分
- 背すじ伸ばし全体移動時間(最長時往復): 約95秒
- 背すじ伸ばし全体実移動距離(最長時): 約70cm ●背すじ伸ばし部分移動距離: 約10cm
- エアマッサージ空気圧: 80kPa以下 ●リクライニング角度: 約113°~約137°
- 電源コード長さ: 約2m ●生地材質: 合成皮革
- 付属品: ヘッドレスト・ひじ掛け・座クッション ●原産国: 中国

スライヴ マッサージチェア

スライヴ®

軽量・コンパクト
+
充実の機能。




軽量・コンパクト設計。シンプルなデザインでお部屋にフィット。

新発想「横回転もみ玉」で、しっかりなめらかに、親指でこねるようにマッサージ。

背すじ「横回転もみ玉」 マッサージ

- もみ玉が横回転することで...
- 親指で、じっくりと「こねる」ような手もみ感覚を実現しました。
 - 肩や肩甲骨、背すじの凹凸形状をやさしく滑るように捉えます。
 - 余計な力を分散し、なめらかな動きで心地よくマッサージします。

ゆらぎマッサージ もみマッサージ



もみ、ゆらぎマッサージ
もみ玉が背すじをゆらゆらと動き、背中を広範囲に、より繊細にほぐしていく「ゆらぎ」機能採用。もみ、ゆらぎ、背すじを組み合わせると、5種類のマッサージが選べます。

スライヴ マッサージチェア CHD-3400

(K) ブラック **KK-821A 69,800円**
(W) ホワイト **KK-821B 69,800円**

認証番号 226AKBZX00025000

- 定格入力: 71W 定格時間: 20分
オートタイマー: 約15分
背もたれ角度: 約110° ~ 約137°
外形寸法: 背もたれ/フットレスト収納状態
幅 約62cm×奥行 約88cm×高さ 約91cm
背もたれ/フットレスト出た状態
幅 約62cm×奥行 約135cm×高さ 約75cm
質量: 約23kg 張地: 合成皮革

4つ玉とエアで、快適なリラクゼーション。



4つのもみ玉とエア、
使いやすい充実機能で、
快適なプレミアムライフを。

優しくそして強く、2種類4つのもみ玉で上半身をマッサージする新感覚の心地よさ。
足先とふくらはぎをエアバックで挟み込み、足元からもリラックス。自動・手動とお好みのコース選択で、快適なリラクゼーションを。

グランディス

KK-823 **361,905円**

認証番号 224AGBZX00068000

- 電源: AC100V (50/60Hz)
- 定格消費電力: 85W ●定格時間: 30分
- リクライニング角度: 背もたれ=約121° ~ 161°
- 外形寸法: 高さ104cm×奥行136cm×幅70cm
- 重量: 約58kg
- 外装生地: ポリウレタン
- 安全装置: タイマー、過電流保護装置、温度過昇防止装置
- 電気用品安全法技術基準適合性確認済み

■技あり! 4つのもみ玉

上下2種類4つのもみ玉で、上半身を優しくマッサージ。

■もみとエアでW快適

左右のエアバックで腿を挟み込み、心地よく強力に刺激。

■自動と手動で自分流

押した機能がすぐに使える、シンプルな3つの自動コース。

マッサージチェア

健康器具 (空圧マッサージ器)

多様な場所にフレキシブルに移動して治療



バッテリー方式のラインナップと、機能性に優れた専用ワゴンで患者様のもとへラクラク移動

脚は第二の心臓。
歩く度に血液を心臓に送るポンプです。

脚は心臓から遠く、下の方にあるため、血液の渋滞が起こりやすい部位です。歩く運動は「ふくらはぎ」の筋肉運動で、下半身にたまった静脈血液を心臓に押し上げる作用を促進し、足の血行を高めます。そしてからだ全体の血行を活発にします。ラクシアは空気圧により静脈を圧縮。歩行運動に代わって血液の循環を促進します。

機能性に優れた専用ワゴン

- 移動が簡単
- ブーツをスッカリ収納

ウェーブモード
足先から太ももに向かって部分的に加圧します。

スクイーズモード
足先から太ももに向かって順番に加圧し、全室一気に除圧します。

ハイパーモード
全室一気に加圧し、全室一気に除圧します。

コースモード
3つのモードを組み合わせたモード。「ウェーブ2回→スクイーズ2回→ハイパー1回」の動作を繰り返します。



リチウムイオン充電電池を搭載

家庭用エアマッサージ器 ラクシア LX-H1

【LXH1】 バッテリー・AC駆動
KK-847A **400,000円**

【LXH1T】 バッテリー・AC駆動 専用ワゴン付
KK-847B **480,000円**

(クラスII) 認証番号 225AHBZX00021000

定格電圧	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	82W
バッテリー	リチウムイオン電池 (DC11.1V/2,500mAh)
充電時間	約1時間
連続運転時間	約4時間 (初期性能)
圧力調節	6段階 (2.0kPa~12.0kPa (15~90mmHg))
定格時間	30分
タイマー設定時間	1~30分 (1分単位で調節可能)
マッサージモード	4種類 (ウェーブ・スクイーズ・ハイパー・コース)
その他の機能	抗菌生地5気室ブーツ オーバーラップ構造 / 10Gコイルファスナー採用 / 気室切替機能 (ブーツ長さが3段階に調節可能) / ACインレットタイプ電源コード (2.5m) / プリセット機能
本体寸法	幅400×奥行226×高さ194 (mm)
本体質量	5.8kg
安全装備	自己点検 (センサーホース外れ、折れチェック) / 圧力異常検出 / バッテリー異常検出 (過充電、過放電、過電流) / マイコン異常時の圧カススイッチ / 電流ヒューズ / 温度ヒューズ / 停電時の排気

エアマッサージで健康な身体づくり

ソフトな空気力で血行促進マッサージ！
今日から身体、軽やか爽快！！

- 血行促進 疲労回復 筋肉の疲れをとる
- 筋肉のコリをほくす 神経痛、筋肉痛の緩解

抗菌生地



お好みで選べる
4種類のマッサージモード

- ウェーブモード (もみ上げ)
- ハイパーモード (同時加圧)
- スクイーズモード (絞り上げ)
- コースモード (組み合わせ)

家庭用エアマッサージ器 ドクターメドマー DM-6000

両脚セット
KK-500A **178,000円**

ショートブーツセット
KK-500B **145,000円**

片腕セット
KK-500C **128,000円**

(クラスII) 認証番号 225AHBZX00015000

電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力 (待機中)	34/29W (3/3W)	
もみ上げサイクル	ウェーブモード	約50秒
	スクイーズモード	約35秒
	ハイパーモード	約24秒
タイマー設定時間	10分、20分、30分	
空気圧設定範囲	4.0~17.3kPa (30~130mmHg)	
定格時間	30分	
質量	本体	4.8kg
	ブーツ2本	0.85kg
	ホース	0.95kg

ラクシア・ドクターメドマー・フィジカルメドマー

家庭用エアマッサージ器

手軽に移動し、簡単セットアップ

下半身への優しいもみ心地と効果的な刺激は、血液の循環を高め疲れをとる、コリをほくす。

6気室

もみ残し部位のない
オーバーラップ構造



- 効果 効能
- 血行促進 筋肉の疲れをとる 疲労回復
 - 筋肉のコリをほくす 神経痛、筋肉痛の緩解

加圧サイクル (圧力6kPa (45mmHg)の時) ウェーブ60秒、スクイーズ50秒、ハイパー30秒

家庭用エアマッサージ器 フィジカルメドマー PM-8000

ブーツセット KK-479 **295,000円**

パンツセット KK-479B **295,000円**

(クラスII) 認証番号 221AHBZX00013000

定格電圧	AC100V (50/60Hz)
定格消費電力	48/41W (PSE)、38/35W (JIS)
運転時間設定範囲	1~30分
圧力調整範囲	2.0~12.0kPa (15~90mmHg) 6段階
本体寸法	縦153×横354×奥行225mm 質量: 5.7kg
待機電力	3/2.9W 定格時間: 30分 ホース長さ: 2.5m
使用環境温度	5~40℃

健康器具 (マッサージ器・ストレッチ器具)

業務用として高い信頼を誇るレイマックス・バイター



症状別二段切替機構
強弱二段を使い分けられますので、サーキュレーション効果はさらに高まります。

連続使用が可能な強制空冷機構
診療に不可欠な長時間連続による使用を可能にした特殊設計の強制空冷機構です。

バイターNEW-7
KJ-213 **43,000円**
(クラス1) 225AFBX00004000



**すぐに使用できます
強力ヒーターで急上昇の温熱パッド**

ホットスイッチを入れてから、約3分間(室温20℃の場合)で使用可能です。長時間使用しても、63℃(±3)の適温を一定にムラなく保ちます。

**ホットバイター
VR303**
KJ-214 **48,000円**
(クラス1) 15200BZZ01148000
温熱式で63℃のヒーターを内蔵して、温シップ効果をプラス。

パワフルバイブレーション



**コンパクトマッサージャー
アクセルバイブ MD-7300**

KK-441 **14,000円**
認証番号 219AGBZX00112000

定格電圧: AC100V
定格周波数: 50/60Hz
定格入力: 15W 定格時間: 20分
回転数: はやい 約2900回/分、
ゆっくり 約2400回/分
外形寸法: 幅 約24.5cm × 奥行 約21.5cm
× 高さ 約18.5cm
質量: 約3kg 電源コード長さ: 約2m
材質: 本体 ABS樹脂



1分1800回の振動刺激



ヒットマッサージー

標準タイプ
KJ-210 **48,000円**

AC100V 14.2W 800g
色: グレー
振動の押圧強度: 3kg

強カタイプ
KJ-210B **50,000円**

AC100V 20W 900g
色: 赤
振動の押圧強度: 5kg

強力な1分1800回の振動刺激で人間の手を超えた押圧振動効果があります。

X脚・O脚対策に!


ストレッチボードXOで理想の「健康」と「美」を手に入れましょう!



ストレッチボードXO

KJ-824 **12,800円**

XOボード



1日わずか90秒

- 体重130kgまで大丈夫な安心設計!
- 細かい角度設定(5~35度、14段階)で幅広い対応が可能!
- 同梱の足裏アーチパッドで足裏も同時に刺激!



ストレッチボードEV

KK-462 **12,800円**

サイズ: 幅30.5×奥行35×高さ14.5cm
重量: 約2.0kg
材質: 【本体】ABS樹脂
【かかとクッション】エラストマー樹脂
【敷きマット】発泡PE
【足裏アーチパッド】PVC



背筋・首筋・後背部・足裏

後背部の筋肉に働きかけて、ストレッチ&シェイプアップ。

●スポーツをする方 ●姿勢が気になる方 ●体が硬くなっている方 ●運動不足の方 ●ストレス解消 など



後背部ストレッチ & 足ポイント刺激

高さが2段階で変えられます。

首筋ストレッチ 背筋ストレッチ

シェイプストレッチャー

KK-635 **3,000円**

■材質/ポリプロピレン、エラストマー
■サイズ(約)/幅27.2×高さ12×奥行32.1cm
■重量/794g ※本製品は医療用具ではありません。

バイター・ヒットマッサージー・ストレッチングボード

40年愛され続けるシンアツシン

シンアツシン

3つの相乗作用

気になる所にピンポイントで指圧

シン
振
たて振動

体の深部まで届くユニークなたて振動

アツ
圧
指圧

シン
鍼
はり

安全性の高い刺さない針

▶おしゃれなハンディタイプ ▶旅行や外出時のお供に

- 疲労回復
- 血行を良くする
- 筋肉の疲れをとる
- 筋肉のコリをほぐす
- 神経痛・筋肉痛の痛みの緩解



ホワイト(W) ピンク(P)

シンアツシン AC-210

日本製

KE-139 156,600円

〔クラスⅡ〕 認証番号 224AFBZX00090000
電源: AC100V (50/60Hz)
消費電力: 6/5W
重さ: 約1.5kg
外形寸法: 幅330mm×奥行220mm×高さ101mm
切替: なし(連続のみ)
振動調整: なし
定格時間: 30分

シンアツシン AC-510

日本製

KE-140 267,840円

〔クラスⅡ〕 認証番号 225AFBZX00071000
電源: AC100V (50/60Hz)
消費電力: 6/5W
重さ: 約2.9kg
外形寸法: 幅330mm×奥行290mm×高さ113mm
切替: 2種類(連続・断続)
振動調整: あり(強弱・間隔)
定格時間: 30分



ハイパワーモデル

シンアツシンの「針」は

ポイント1

針は皮膚の表面に刺さりません！
上下にスライドする円筒は適切な位置まで下がりますが12本の針が円筒を超えないよう設計されています。さらに針先端は丸く加工されており、皮膚表面を刺したり傷つけたりしないよう安全性の向上を図っています。

ポイント2

電気は流れません！
シンアツシンの先端(針先)は「上下に動く円筒」と「12本の針」で構成されています。この部分が、電動バイブレーターによって上下に微振動し、皮膚表面をリズムカルにたたくことによってマッサージ・指圧・鍼の3つの刺激を伝えます。従って、電気の流れたり、電氣的な刺激を加えるものではありません。

ポイント3

皮膚表面を盛り上げて刺激します！
シンアツシンの先端(針先)を皮膚表面に押しあてると、上下する円筒によって押された皮膚が内側にふくれ、真ん中の皮膚が高く盛り上がりまます。ここに針の振動刺激が加えられる仕組みです。

ビスタッチ BISTACHI



使用方法 DVD付

※本体の軸を回転させて強弱調整をしてご使用ください。

ビスタッチ 日本製

KN-495 5,000円

カラー Aピンク Bブルー

本体仕様 外部本体材質: 銀光沢アルマイト製+クロムメッキ
内部金色金属棒: ステンレス製金メッキ仕上げ

寸法 直径18mm×高さ89mm 重量28g

健康で美しい顔づくり

BISTACHI(ビスタッチ)で、美容に有効なツボを使ったスキンケアをおすすめします。

先丸棒が柔らかな肌にソフトタッチ

- スプリングの調整(回転式強弱調整)で柔らかお肌にもベストタッチいたします。
- 緊張が続いて顔が硬張ったままという経験はありませんか。そんな時はビスタッチで10回程度、緊張した部分を軽くシャカシャカしてみてください。元のやさしくチャーミングな顔立ちに戻してくれると思います。



2本でも...

1本でも...



電子鍼(ゴールド) A型

KJ-265A 20,000円

〔クラスⅡ〕



電子鍼(シルバー) B型

KJ-265B 15,000円

〔クラスⅡ〕



- ①押しボタンを親指で押す毎にインパルスが発生します。スプリングが戻るのを待って、また押ししてください。回数は5~10回が適当です。
- ②キャップを緩めるごとに電圧が減ります。ピリッとする電圧をゼロから15,000ボルトまで、ネジを廻すだけで調節できます。反対に、ネジを閉め切りますと強い電圧スパークが得られます。
- ③もっと強いインパルス(電子刺激)の欲しい場合は、キャップを取り外してアダプターを使用して下さい。
- ④キャップのねじを一番ゆるめると電気が出ません。


ATEX PRODUCT PROPOSAL

3つの機構を組み合わせて足を集中ケア

足をすっぽり入れるだけで簡単に使用できる、使いやすいマッサージ器です。ジグリング・エアバッグ・ローラー、3種類の機構で効果的に足の疲れを癒します。

新体感「ジグリング」運動

かかとを上下に揺らして「ジグリング(貧乏ゆすり運動)」が行えます。足全体を上下に揺らすことで股関節を動かすことができ、これまででない体感が味わえます。




ジグリッチ AX-HX1500pg

KK-848 40,000円

認証番号 230AABZX00013000
 ■素材 本体:ABS樹脂 内カバー:ナイロン80%・ポリウレタン20% (抗菌仕様)
 ■対応足サイズ:29cm以下
 ■電源:AC100V 50/60Hz
 ■消費電力:26W
 ■タイマー:約10分自動OFF
 ■ジグリング回数:約1000・800・600回/分
 ■ローラー回転数:約36・29・21回/分
 ■付属品:ACアダプター
 ■生産国:中国
 ■本体:(約)W380×L420×H240mm
 ■重量:約5.5kg

2つの機能を備えた新次元の心地よさ「タタキもみ」搭載

「じっくりもむ」、「もみ+パワフルタタキ」の2つの機能を切り替え可能。もみだけでなく拳でトントンたたかれてほぐされる心地よさも、これ1台でたのめます。



ネックマッサージャー “タタキもみ™” コードレス AX-KXT7700gr


KK-849 15,000円

認証番号 230AABZX00072000
 ■素材 構造部材:ABS 本体中材:ウレタンフォーム 本体張り地:ポリエステル100%
 ■使用電池:リチウムイオン電池 ■電源:AC100V 50/60Hz
 ■消費電力:25W(ヒーター4W) ■充電所要時間:約3時間
 ■電池持続時間:約1時間
 ■もみ玉回転数:約31回/分、たたき回数:約1,200回/分
 ■タイマー:約15分自動OFF ■付属品:ACアダプター
 ■生産国:中国
 ■本体サイズ:(約)W420×L400×H230mm
 ■重量:約2.3kg(アダプター含まず) ■電源コード:約2.0m

振動&EMS&ヒーター3つの機能がこれ1台に

ルルド シェイプアップベルト独自のトリプルコンビネーションが、気になるお腹に徹底的に働きかけます。

パワフル振動
深部にアプローチするEMS
機能を高めるシートヒーター



ルルド シェイプアップベルト AX-KXL5400bk

KK-850 18,000円

■素材 本体:ウレタンフォーム、ABS樹脂 本体カバー:合成皮革 通電部:シリコン(絶縁)+アルミ(導電)
 ■電源:AC100V 50/60Hz
 ■消費電力:18W(ヒーター8W)
 ■充電所要時間:約3時間
 ■連続使用時間:約2時間
 ■タイマー:約10分自動OFF
 ■対応ウエスト:約50~100cm
 ■付属品:ACアダプター、アトマイザー
 ■生産国:中国
 ■本体:(約)W270×L175×H80mm
 ■重量:約1kg

美・健・壮のHealth Basic Device 凄さの秘密は、「炭素遠赤共鳴」にあり!

FUJIKA SMARTY®...The One & Only! 31年の実績!世界22ヶ国へ。 1980年世界で初めて発売以来、31年磨き上げた「本物」だから、年と共にその良さがわかります!

米国特許 No.6549809号 電磁波安全登録証 JQA-E00001 合格



フジカ・スマーティ F4-A5型

KB-219B 330,000円

定格電圧:単相AC100V 50/60Hz
 定格最大消費電力と調節範囲:約70~約870W
 遠赤外線輻射体の位置・数・出力(W)
 L型大ドーム 220W×1(肩)、220W×1(腰)
 M型小ドーム 190W×1(背・腿)、190W×1(足裏)
 輻射体数・ドーム数:5面・2ドーム
 1時間あたり電気料:3円~最大出力使用時17.5円位
 外形寸法及び重量:
 本体上部L型大ドーム 幅72×奥行46×高さ90 (cm)・8.4kg
 本体下部M型小ドーム 幅61×奥行40×高さ90 (cm)・9.1kg
 ※指だけで持てます

赤外線輻射熱利用の脚温器

足冷え退治は、ふくらはぎの温熱がポイント!



フジカスマーティ レッグホット LH-2型

KB-219C 59,800円

型式:LH-2型
 電源:単相100V 50Hz 60Hz
 発熱体:160W×1:26W×1
 温度調節器:電子コントロール式
 タイマー:自動オフ(通電開始約30~40分)
 仕上材:無臭ベニヤ・ポリエチレン発泡体・塩ビレザー・ウレタン
 消費電力:(最大時)186W/時
 重量:約4.9kg 外形寸法:約W42×D35×H45 (cm)
 製造者:株式会社フジカ
 原産国:日本
 付属品:専用レッグカバー、ヒールレスト、足裏マット、電源コード

ゲルマニウム四肢温浴装置

こんな方におすすめ

- 体を温め、健康を維持されたい方
- 発汗により、ストレスを緩和されたい方
- 心臓に負担をかけずスポーツ感覚を楽しみたい方
- 冷えからくるさまざまな症状を緩和されたい方
- 体内に蓄積した有害物質を汗とともに対外に排出されたい方

理想的なゲルマニウム濃度は400PPMです。水1ℓに対して1gの有機ゲルマニウムを入れると428PPMになります。



本体寸法(幅/奥/高):680×610×970 (mm)
 本体重量:約22kg
 ゲルマニウム溶液容量:20ℓ~30ℓ
 低格電圧:100V 低格周波数:50Hz/60Hz
 低格消費電力(電動ポンプ):35W
 低格消費電力(ヒーター):800W
 安全装置:自動サーモスタット(温度過昇防止装置)漏電ブレーカー

美容促進 健康促進

アナログとデジタルの2タイプ



さらに使い勝手がよくなったデジタル仕様

健康器具 (健康グッズ)

ゆらゆらするだけ 疲れにくい足!

足首の柔軟性が足腰への負担を軽減します。

膝や腰の負担の軽減に!

- ☑足首が柔らかくなる
- ☑歩行時蹴り出しが強く
- ☑膝や腰への衝撃吸収
- ☑しゃがむなど動きやすく

ストレッチ方法ガイド付

1日1分 (目安)



ららふる フットストレッチボード

KK-851 5,980円

サイズ (約) 36.4 × 13.5 × 10.3cm 重量 (約) 525g 品質 / 本体: ABS樹脂、シリコン、TPR 本体透明カバー: PC ボール: シリコン、ステンレス (CN)



ボールを動かすだけの簡単運動

ボールを狙った数字にボールが進むように頑張ると動かすことで、足首が様々な角度に動きストレッチされます。

足指が広がり疲れた足の癒し効果も

骨盤から考えた美姿勢サポート座椅子 腰・背中が凜と伸びた楽座生活

つついお尻が滑った座り方になってしまう方! 凜とするポイントをピンポイントで支える座椅子です。

オレンジ (A)



ブラック (B)

凜とした姿勢

腰の負担軽減

背中の負担軽減

ピンポイントで仙骨上部を支えるこれが全て。座骨で座り、骨盤を立てて、背筋が伸びた美しく凜とした座り姿勢へ導く座椅子。骨格構造を考えると、骨盤上部を押さえると不思議と悪い姿勢にはなれなくなります。この美姿勢ポイントを押し支えるのが凜座です。骨盤を科学するラボ ネット渾身の一作です。



Linza 凜座

KK-852 9,334円

【製品サイズ】幅370mm × 奥行360mm × 高さ310mm 【材質】構造部材: 金属 (鋼) 張り材: 表地/ポリエステル、ポリウレタン 裏地/ポリエステル 滑り止め/ポリプロピレン クッション材: ウレタンフォーム (耐荷重) 100kg 中国製

スライヴ フットマッサージャー

ひざ下全体をエアの力でギュッとしぼりもみ。足うらは回転ローラーでほぐす。

足がさっと入り、ひざ下をすっぽり包み込むブーツ型。エアバッグでスッキリモみほぐし。

ふくらはぎ・足をしぼり上げてマッサージ

弾力感のあるもみボードで、ふくらはぎ・足の疲れやだるさ、筋肉のコリを、しぼり上げながらマッサージ。

使用例



基本



傾けて使用できます 写真イラストはイメージです。キャスター付きの椅子に座って使用しないでください。



スライヴ フットマッサージャー MD-8701

KK-824 39,800円

認証番号 226AKBZX00136000 外形寸法: 幅 約41cm × 奥行 約43cm × 高さ 約46cm 質量: 約5.5kg、定格入力: 35W

使用例



通常姿勢での使用



ふくらはぎ上部への使用

写真イラストはイメージです。



スライヴ フットマッサージャー MD-6103

KK-825 19,800円 ※生産終了

認証番号 227AKBZX00024000 外形寸法: 幅 約50cm × 奥行 約37cm × 高さ 約37cm 質量: 約4.5kg、定格入力: 40W

フットストレッチボード・フットマッサージャー

6個の突起とローラーで足裏をケア

こだわりの形状

6個の突起とデコボコ

突起 + 回転

片足7個の凸凹パーツで

足裏をセルフケア!

デコボコ凸凹パーツが指のような感覚で気になる部分をギュッと揉み上げます



デコボコ 足裏凸凹ローラー

KK-853 1,000円 日本製

【サイズ】(約) 31 × 4.5 × 7cm 【材質】球: ABS、シャフト: ジュラコン、土台: 耐衝撃性ポリスチレン、すべり止め: CR (合成ゴム) 【耐荷重】(約) 50kg 【生産国】日本

ふくらはぎ 腰 などにも

直接患者様に冷気を当てていませんか?

室内快適グッズ・エアコン取付用 エアコンの風が直接当たらないから、体にはやさしく快感。

お手入れ簡単

室内のムラを解消

ほとんどのエアコンに取付可能付可能



冬でもご使用できます!



エアーメイト

KK-468 3,800円 日本製

サイズ: 縦16 × 長さ50 ~ 70 × 高さ5 ~ 14.5cm 重量: 470g 材質: [本体・ウィング] ABS樹脂 (ヒモ) ナイロン (ナスカン) ダイキャスト、ニッケルメッキ 耐熱温度: 70度 耐冷温度: -20度 付属品: 両面テープ、落下防止キャット

健康器具 (健康グッズ)

花粉に毎年お悩みのかたへ

つら~い花粉の季節に **30分**で**実感!**

大阪薬科大学で研究され、特許を取得された製品です。
眠くならないから運転する方にも。お子様でも安心。

製法特許による
じゃばら果皮粉末使用
特許第6323127号

じゃばら
Gelu, Citrus Sarc., Citrusmembra & Wilkumina

季節の変わり目の
ムズムズに

研究・開発
大阪薬科大学生薬科学研究室

30粒入り
1日当たり1~3粒目安

フラボノイド成分ナリルチン配合

「じゃばら」とは?
和歌山県北山村原産の柑橘類。有効成分(ナリルチン)が他の柑橘類と比べ圧倒的に多く含まれています。特に果皮に多く、果皮の乾燥粉末は「抗アレルギー用組成物」として特許も取得しています。

主成分: じゃばら果皮粉末 (ナリルチン11mg含有/1粒中)
内容量: 9g (300mg×30粒) [3粒分包×10包]
使用方法: 1日1粒~3粒飲用

柑橘じゃばら

じゃばら果皮配合
サプリメント

ナリルチン: 1粒当たり11mg含有



飲みやすい
小粒タイプ

和歌山県北山村産
じゃばら果皮使用

30粒入

じゃばら

KW-729 **1,980円**

原材料名: じゃばら果皮乾燥粉末、マルトース、結晶セルロース、ステアリン酸カルシウム、HPC、微粒二酸化ケイ素、安定剤(ブアーガム)

世界最高品質の岩塩「クリスタル岩塩」 ヒマラヤ山脈の二億五千万年前の地層に眠る 太古の海からきた宝石

クリスタル岩塩は古代海洋地層から採掘されるクリスタル結晶の岩塩です。透明な岩塩は珍しく、不純物を含まない高純度な岩塩です。非常に緻密な構造のクリスタル岩塩は水に溶けやすく、体の細胞に直接浸透すると考えられて、古くからヨーロッパや中央アジアに伝わる塩水療法に使われてきました。採掘、洗浄粉砕以外の余計な加工はしておらず、水に溶かすと貝殻のようなコクを感じる不思議な塩です。



◀料理にはパウダータイプ
がおすすめ

原材料名: 岩塩
原産国: パキスタン

成分分析表

熱量: 0kcal
タンパク質: 0g
脂質: 0g
炭水化物: 0g
ナトリウム: 39.1g
カルシウム: 110mg
マグネシウム: 34mg
カリウム: 110mg

クリスタル岩塩
(ミルタイプ)
粗粉砕 250g

KK-009B **850円**

クリスタル岩塩
(パウダータイプ)
250g

KK-009A **850円**

グルコサミン・コンドロイチン含有食品



欧米ですでに幅広く使用され、機能性食品ではトップランクの製品です。日本では、医療品として使用されたグルコサミンが、厚生省の許可により製品化が可能になりました。グルコサミンは、甲殻類より抽出した天然のアミノ糖で、軟骨、靭帯、腱の成分です。

関節革命

KW-676 **4,800円**

(300mg×300粒入)

原材料名
グルコサミン(10粒中1500mg配合)・
コンドロイチン、デキストリン、シェラック
一日数回5~10粒目安

アミノ酸含有食品 (分岐鎖アミノ酸として1200mg配合/10粒中)



田辺製薬が、医療分野でアミノ酸輸液として販売している「アミゼット」をもとに製品化。分岐鎖アミノ酸は唯一筋肉で代謝され、筋肉運動のエネルギー源として利用される必須アミノ酸です。運動後の損失率が非常に高く、年齢とともに吸収率が低くなるので、十分な補給が大切です。

筋肉革命

KW-673 **4,800円**

(300mg×240粒入)

原材料名
L-ロイシン、L-イソロイシン、L-バリン、
L-アルギニン、セルロース、シェラック

薬草入浴剤 10包セット

湯冷めしにくく、
入浴後もポッカポカ!!



原料
甘草
生姜
よもぎ葉
番椒末
色素
香料

薬草入浴剤

10包 KW-730 **1,200円**

1包20g入 120円
※ご注文は10包単位でお願いいたします。

天然抗菌芳香材 [お風呂用]



「桧水」は、台湾檜と青森ヒバの天然木から抽出した精油をベースにして造られた純天然入浴剤です。天然成分のすばらしさと、檜の爽やかな香りで森林浴を存分にお楽しみいただけます。

原料: 天然ヒノキ精油、
天然ヒバ精油、
ヒノキオチール、
シソの葉エキス、
ビタミンC、
植物系天然乳化剤

桧水

1000cc KJ-638B **3,000円**

話題のセレブ入浴剤入り

エプソムソルト配合
発汗作用に優れ、体の中から毒素を排出するデトックス効果があるといわれる成分で、世界中のセレブに愛用されています。



赤ちゃん(生後3ヶ月以上)と一緒に入浴時にもお使いいただけます。

重炭酸入浴剤
ナチュラルバス

10個入り KK-835A **2,500円**

20個入り KK-835B **4,900円**

全成分表示
炭酸水素Na(有効成分)
炭酸Na(有効成分)
クエン酸
DL-リンゴ酸
PEG-6000
タルク
エプソムソルト(硫酸マグネシウム)(有効成分)

じゃばら・クリスタル岩塩・筋肉革命・入浴剤

ご挨拶の基本形！
この価格で美しく仕上がります。

国産名入れタオル 注文単位 120本以上

1本あたり

純白180型 (33×83cm)

KJ-679A 190円

純白200型 (33×85cm)

KJ-679B 205円

純白220型 (33×88cm)

KJ-679C 220円

カラー200型 (33×85cm)

KJ-679D 250円



濃紺名入れ、のし巻、ポリ袋入り。

名入版代 2,000円 (別途)

名入なしは単価 10円引き。版代も不要です。

体温チェックとストレスチェックが
できるカード



ヘルスチェックカード

150枚以上 KJ-674D 単価 150円

300枚以上 KJ-674A 単価 130円

500枚以上 KJ-674B 単価 120円

寸法 8.5×5.5cm、裏面は名刺・診察券・回数券として自由に印刷します。
PP袋添付

名入版代 3,000円 (別途)

折りたたんで収納でき
持ち運びにも便利です



足ツボ名人 (注文は60個以上)

KJ-685 単価 500円


ポリプロピレン、日本製、箱入り
寸法 28.4×31.6×2.2cm、重量 278g

のし巻き名入代 20円 (別途)

こんな時におすすめ

- 足のむくみケアに
- 血行不良の時
- 運動不足の時

印刷内容はアイデア次第！
広告・宣伝には欠かせません。



8W ポケットティッシュ

(印刷寸法 104×73mm)

1,000個以上 KJ-675A 単価 18円

2,000個以上 KJ-675B 単価 14円

3,000個以上 KJ-675C 単価 12円

5,000個以上 KJ-675D 単価 10円

地図入は3,000個以上から承ります。

印刷不要の場合は翌日出荷OKです。 版下製作費 5,000円 (別途)

365日、24時間 お店のPR



名入れ卓上カレンダー

(注文は100冊以上)

KK-137 単価 180円

カレンダー台座は5色の中から1色をご指定下さい。
寸法 横15.5cm 縦13.7cm 奥行7cm、重量 65g、PP袋入

8月から受注開始/10月1日から出荷可能
季節商品につき在庫が無くなり次第終了

名入版代 2,000円 (別途)



ビッグサイズで新登場



書き易い用紙

メモスペースが広い

名入スペースも広い

年令早見表付き

前年12月から使える

魅力のホワイト

バージョン

プレミアム卓上カレンダー (注文は100冊以上)

KK-186 単価 280円

寸法 横21.0cm×縦17.7cm×奥行8.5cm、重量 120g、PP袋入
季節商品につき在庫が無くなり次第終了

贈答・PR用品

患者様へ、ちょっとした贈り物に名前を入れてPR

マスクを清潔に保管できる携帯ケース



マスクケース (注文は150個以上)

KK-187 単価 **190円**

寸法 19cm×11cm×1.2cm、重量 79g
ポリプロピレン

のし巻き名入代 **20円** (別途)

健康は嬉しい・美しい・素晴らしい



健康十訓手拭い (注文は100枚以上)

KK-183 単価 **300円**

寸法 34cm×90cm、重量 32g、綿100%
袋入寸法 15cm×23cm

のし巻き名入代 **20円** (別途)

この薄さが喜ばれます！



パーソナル手帳 (注文は100冊以上)

KK-153A~G 単価 **180円**

現品寸法 9cm×15.4cm×0.6cm、重量 55g
ブルー(A)、イエロー(B)、ピンク(C)、
白(D)、シルバー(E)、赤(F)、黒(G)の
7色から選べます。

名入版代 **2,000円** (別途)
(200冊以上は無料)
内側の年間カレンダー下部に
名入れ印刷

防災に役立つ知恵が満載！



防災手拭い (注文は100枚以上)

KK-188 単価 **300円**

寸法 35cm×100cm、重量 40g 綿100%
袋入寸法 13cm×18.5cm

のし巻き名入代 **20円** (別途)



贈答・PR用品

**携帯に便利です！
必要な物をコンパクトにセット**



エイドチーム (注文は100個以上)

KK-148 単価 **250円**

ハコ寸法 8cm×11.8cm×3.4cm
重量 66g 医療機器届け出商品
コットンパフ 3P カラー綿棒 10P
エイトバンM 5枚 ワンタッチ帯布

のし巻き名入代 **20円** (別途)

応急処置に役立つ知恵が満載！



救急手拭い (注文は100枚以上)

KK-189 単価 **300円**

寸法 35cm×100cm、重量 40g 綿100%
袋入寸法 13cm×18.5cm

のし巻き名入代 **20円** (別途)



『開業・リニューアルオープン』をお考えの際は お気軽にご相談ください



～ 鍼灸院・接骨院開業設備参考例 ～




まだまだ写真はあります。
ご覧になるには、下記のURLへ
アクセスしてね。




オンラインショップ <http://e-kenkou.jp/>
※撮影にご協力いただきました先生方には、紙面に感謝を申し上げます。

鍼灸マッサージ院・レイアウト参考図



接骨院レイアウト参考図



Opening Plan

開業計画




鍼灸院・接骨院のご開業に関するご相談は
キャリア豊富な私達にご相談ください。

中古医療機器

購入時の大切な お知らせ

日本理学療法機器工業会 日本理学療法器材工業会



保守点検と「薬事法」

医療機器は、医療法で保守点検が義務付けられています。これは車でいう「車検」と同じで、安全にお使いいただくために決められた制度です。中古車を購入する際「車検の有効期間はあるか、定期点検や整備状況はどうか」等の内容を確認されると思います。中古医療機器においては車検の代わりとして、中古販売をする際に、**製造販売業者**（以下「メーカー」という）に通知をして**承諾を得る**ことが義務付けられております。それが「**薬事法施行規則第170条**」です。

中古医療機器購入時のご注意

- ①購入前に、販売業者または個人に「医療機器の販売にあたり、**メーカーから承諾を文書で受けていること**」をご確認ください。
- ②メーカーの承諾を受けた機器の見極めとして、日本理学療法機器工業会（日理機工）では、会員メーカーが責任をもって安全の確認を行い、販売の承諾済み機器には「**再販点検済証**」を貼付するよう、**ガイドライン**を設けました（2013年4月）。
「**再販点検済証**」が貼付されている中古医療機器は、医療現場で安心してお使いいただくことができます。
2013年以前のものについては、①のとおり販売業者に直接ご確認ください。
- ③製品の**機器銘板（製造番号）がないもの、取扱説明書がないものは要注意**です。
特に機器銘板がないものは**薬事法違反**となります。

メーカーの販売承諾がない場合、こんな困ったことが起きます

- ①適正かつ迅速に、**定期点検や修理を受けることができません**。
- ②**ユーザー登録がなされていない場合、メーカーから必要な情報が届きません**。
- ③日本理学療法機器工業会では、**耐用期間（添付文書に記載）を過ぎた中古医療機器についての承諾を推奨しておりません**。**修理部分や消耗品などの供給が受けられない可能性があります**。
- ④**メーカーの承諾を受けていない医療機器を使用して医療事故が発生した場合、使用者責任を問われる可能性**があります。

正規の中古医療機器の場合、ここが安心です

- ①メーカーによる安全確認が行なわれておりますので、**安心してお使いいただけます**。
- ②お客様情報の登録がされておりますので、**点検や修理なども素早い対応が受けられます**。
- ③万が一リコール等の問題が発生した場合でも、メーカーからの情報提供や**適切な対応をさせていただきます**。

重要

医療機器を個人として譲渡する場合も、安全確保と顧客情報管理のため、メーカーへご連絡いただけますようお願いいたします。

索引

ア行

アーチ (ソフソール)	143
アーチを持ち上げるインソール (ソフソール)	143
アームポトランス® (腕吊り)	166
R型上肢台	77
PTスライダー (チェアー)	85
RBトレーニングチューブ	181
愛杖 Eシリーズ	185
愛杖 カーボンシリーズ	185
愛杖 スリム四点杖	187
愛杖 ハロキティ折りたたみステッキ	185
愛杖 楽スマ	185
アイスケイン	186
亜鉛粒	23
赤キャップ (ガラス)	99
赤球	103
赤箱日本一黄金山 (もぐさ)	34
アクアキューブ	128
アクアゲルホットバック	123
アクアシート	176
アクアタイザー QZ-260	128
アクセルパイプ MD-7300	191
アクティベータI	68
アクティベータII	68
アクティベータII イージーグリップ	68
アクティベータIV	68
アクティベータIV イージーグリップ	68
アクティベータUSB	68
握力計	41
アサヒディスポ銀鍼	11
アサヒディスポ鍼S	11
アサヒディスポタッチB	14
足裏凸凹ローラー	194
足関節 靭帯付モデル M34	91
アシストベース・グレー	131
足ツボ名人	196
足と足首 (図)	96
足の反射療法チャート	97
足指小町 外反母趾・内反小指 固定タイプ	159
足指小町 歩行らくらくサポーター 指間パット付	159
足指小町 歩行らくらくサポーター ハードタイプ	159
アストロン	117
アスピア	116
アスリート (ソフソール)	143
アップライトバイク B8 E Plus	177
アップライトバイク U1x MATR-2	177
アドール®E (胸部固定帯)	164
アドール®女性用 (胸部固定帯)	164
アプローチ整体 (ベッド)	66
アプローチベッド	66
アルコー12型	187
アルコーノズル	49
アルフェンスアルミ副子	171
アルベロノーチェ (ベッド)	62
アンシルク	167
あんしん2本杖 2本組	184
アンデス セブナイ AND-7i	182
椅子	131
一灸 (IKKYU)	37
一光のスキんクリーム	56
イトー ES-4000	115
イトー ES-5000	114
ITO-InBody370+	42
イトー SW-203	119

イトー ESTIMUS	115
イトー ESPURGE	115
医療用和紙ディスポカバー	69
医療用和紙ディスポシート	69
員利針	18
員利太針	18
ヴァレオ ボディボール	178
ウィル・ステラVHジェル	52
ウーリーナイロンタイII (包帯)	168
ウールサポーター	158
ウエスト ハーバル パッド	122
ウエストマザー®ピオス® (腰部固定帯)	161
ウォーミング マッサージジェル	57
腕立・懸垂/UDEKEN (ウデケン)	183
腕マクラ	73
エアー オーソテック プラス (ソフソール)	143
エアージェル ハニコンボ	143
エアー セレクト (ソフソール)	143
エアーマイト	194
エイクレス	174
H型DXベッド	61
エイドチーム	197
AT mini	109
AT ミニII	109
エクスケアプロIII	111
エクセルスパイラルテープ	140
エコ消エタ® 消毒液	175
SSP アルファ1 RE-1011	116
SOTブロック5点セット	68
エスカルゴ PBE-100 (2)	182
エスクリン (消毒剤)	170
SDポータル	62
EXバストセット	75
EXバストマット	75
EX半円マクラ	75
EXフェイスマット	58, 75
絵で見るトリガーポイントチャート	97
NO診察台	60
NO治療台	60
F型上肢台	77
M414 ニー ストラップ	150
M419XX マルチアクション・ニーラップ 5	150
M419 マルチアクション・ニーラップ 1	150
M425 ニー スタビライザー 5	150
M429X ヒンジ済 ニーブレイス 3	149
M431 アンクルサポート	153
M432 ストラップ・アンクルサポート	153
M434R (右足用) ラップ アンクルサポート	153
M434L (左足用) ラップ アンクルサポート	153
M436 アキレスサポート	153
M443 コンプレッション・カーフラップ	156
M448 フィンガーサポート	157
M449 フィンガーサポート バディ	157
M451N (ロゴなし) リスト サポート	154
M451F (ロゴあり) リスト サポート	154
M452 リスト ストラップ	154
M454R リスト ブレイス (右手用)	154
M454L リスト ブレイス (左手用)	154
M455 リストサポートDS	154
M462 ショルダーサポート	155
M463 ショルダーサポート ライト	155
M468 サムサポート	157
M469 サムサポート ブロ	157
M471 サイサポート	156
M474 コンプレッション・サイラップ	156

M475 グロインラップ	156
M481 エルボーサポート	152
M485 デラックス・エルボー サポート	152
M489 エルボーバンド DP	152
M656 パワーアームスリーブ (1個人)	155
M4191 ショート ニーラップ	150
M4192 ダブル ニーラップ	150
M4197R (右足用) バイオロジックス アンクルブレイス	153
M4197L (左足用) バイオロジックス アンクルブレイス	153
M4200L (左ヒザ用) バイオロジックス ニーブレイス	149
M4200R (右ヒザ用) バイオロジックス ニーブレイス	149
M6440A HEX アームスリーブ (2個人)	156
M6440L HEX レッグスリーブ (2個人)	156
M6441A HEX アームスリーブ (1個人)	156
M6441L HEX レッグスリーブ (1個人)	156
M6566 パワーアームスリーブ (2個人)	155
M6575 パワーレッグスリーブ (1個人)	155
M6577 パワーレッグスリーブ (2個人)	155
M針	14
MP円皮針	14
MP針	14
エラストックラップ	156
エリプティカル E7 LED	177
エルク滅菌バック	47
遠赤ソフトサポーター ひざ	158
円皮鍼	14
円皮針用絆創膏	15
オイルオブ・エミュー	55
黄土珪素温冷熱Power	123
AUVE (オーヴ)	102
大型アネロイド血圧計 卓上携帯型	39
大きなつえ先ゴム	184
オージオトロン	113
オートヘルサー DZ-190	129
オーバルチェアー	84
オームバルサー	107
オールニーズクラッチ	186
オキシボーイ	43
オキシリウム	129
おしぼり	79
オステオトロンV	118
汚物缶	78
オムロン デジタル自動血圧計 HEM-1011	40
オムロン 電子体温計	43
オメガ式有孔H型DXベッド	61
オリコベッド	63
オルソグラス®II	173
オルテックス®	173
温圧棒	30
オンキュー	35
温灸純艾條	30
音叉	39
温暖灸頭鍼用	35
温暖専用キャップ	35
温熱シップ	124
温熱ダイハップL	174
オンパー	126

カ行

ガーゼ	170
ガーゼ布	170
ガードラー OA	151
カーボンホルダー	101
カーボンホルダーネジ	101

快温サポーター ひざ	158	器械卓子	76	KN プチローラー	17
カイネタイザー	117	奇経八脈図鑑	94	KN・ロールシューズ	69
解剖学ガイドI [体系図]	97	キャスター付キャリーバッグ	63	ゲートセラビ	85
解剖学ガイドII [器官構造]	97	キャストサンダル	173	Kの替刃	22
ガウリ アンクルウエイト	180	キャストシュー®・WP	173	KT テープ プロ	133
ガウリ リストウエイト	180	キャストヒール	173	KT テープ プロ エクストリーム	133
かきばり	18	キャリーバッグ	63	KT テープ プロ ワイド	133
角度計	41	救急手拭い	197	外科剪刃	27
角マクラ	73	九鍼標本	21	血圧計用シリコン管	39
傘立	78	Qタイ® (包帯)	168	ゲルマコア	25
カスト	50	灸点器	29	ゲルマドクター	25
肩関節機能模型	91	灸点紙	29	げんきDAS	44
肩関節, 機能モデル A80	91	灸点スミ	29	ケンくん	19
肩と肘 (図)	96	灸点ペン	29	健康十訓手拭い	197
カップリングα	99	灸点棒	29	現代皮膚針	19
カップリングβ	99	灸頭針用切艾特大	32	コア フォームローラー®	178
KANA EMS PAD	105	キューブ	87	高級鍼カナケンはり"すずらん"	12
カナ灸 雅	32	灸療リング	29	抗菌スリッパ	83
カナ灸 雅 処方函	32	キャストライト®・α	172	コウケントー	101
カナケン角型マクラ	71	玉昌ローラー	17	交互歩行者	187
カナケンステンレス鍼	12	切りもぐさ (中)	29	小型干渉波治療器 ES-400	114
カナケンソフト胸当てマクラ	71	極 (きわみ)	33	股関節機能模型	91
カナケンバストマット	71	筋硬度計 (アラーム付)	41	股関節, 機能モデル A81	91
カナケン万能マクラ	71	金鍼	12	呼吸するジェルインソール (ソフソール)	143
カナケン膝マクラ	71	銀鍼	12	五行之色体表	93
カナケンひじ・ひざマクラ	71	筋肉革命	195	固形パラフィン	126
カナケン額・腕マクラ	71	金粒	23	ココロケーター	43
カナケン額マクラ	71	銀粒	23	小里式鍍針	18
カナケンユエスマット	72	クアトロ (ベッド)	64	腰装具	131
カナケンマクラ丸形	71	クーリング マッサージジェル	57	骨格筋 (図)	96
カナケンマッサージマクラ	71	クーリンジェル	57	骨格 (図)	96
カナにゃん	19	クーリンプラス	176	骨格モデル	90
カナホット	121	クールリフェンダ	174	骨粗鬆症モデル	92
カナホット替カバー	121	ククロン (包帯)	168	骨盤カーナード	160
カナホット 関節用	122	9の字皮内鍼	14	骨盤カーナードカラータイプ	160
カナホット ベストタイプ	122	くまで針	18	骨盤コンディショニングベルト	161
カナホットモイスト	121	クラブキルバンド	164	小箱もぐさ	28
カマヤミニ	35	クラブキル プレース	164	5針小児はり	16
カマヤミニスモークレス	35	グランディス	189	ゴム球	39
紙カバー	69	クランメルシーネ	171	ゴム袋 (空気袋)	39
カラーキーパー (頸椎固定シーネ)	165	クランメルシーネ TSF-100	171	こりスポット	9
カラースコープ	39	クリーンフィンゲ	51	コリメシン	176
カラーダブルスコープ	39	グリーンボックススリムエイト 8足用	83	コリメシンクーリング	176
カラーバストマット	72	クリスタル岩塩	195	コリメシンホット	176
カラー半円マクラ	73	クリッカー	127	コンネット包帯 (タケトラ)	169
カラーマッサージマクラ	73	グリッド フォームローラー®	178	コンパクトベンチ	86
カラー胸当てマクラ	73	グリッド フォームローラー®X	178	コンビネーション刺激装置 EU-910	114
ガラスSTR 8セット	98	車イス	184	コンフォートジェルバック	141
ガラスSTR 16セット	98	クレープ (包帯)	168	コンフォートラップ	141
ガラスSTR Mセット	98	呉氏副木	171		
ガラス管 (耐熱性)	48	クロームダンベル	180		
ガラスシャーレ	49	クロススティム LX-1	109		
ガラス玉	100	クローラヘキシジン	175		
ガラス粒	23	ケアセット	74		
カルテケース	80	ケアバストップ	72		
カルテ棚	80	ケアバストマット	72		
カルテフォルダー	80	ケアフェイスマット	72		
簡易型卓上煮沸消毒器	47	携帯灰皿	29		
眼科剪刃	27	頸椎装具	131		
鉗子立	49	経絡温灸棒	30		
患者衣	82	経穴人形	88		
患者着	82	KN オリジナルタオル	70		
関節革命	195	KN チタン鍍針	19		
キーブシルク	26	KN ディスポはり皿	7, 48		
キーブボア	26	KN バストセット	72		

サ行

サージカルテープ	26
サージマスク	52
SARNOS (サーノス)	110
スーパークレープ	46
サーマルバック	124
サクロアクティブ・DX	163
サクロデラックス	163
サクロライト・DX	163
殺菌線保管庫	46
サラサイド除菌クロス	53
サラヤアルコール含浸綿	170
サラヤインソプロパノール	175
サラヤ 塩化ベンザルコニウム液	175

サラヤ消毒用エタノール	175	上腕式血圧計 UA-1030T (音声案内付)	40	スマート・ミニ 血圧計 UA-621	40
サラヤ ニトリルグローブ ソフトフィット	51	ショルダー ハーバル パッド	122	スマートワゴン	76
サラヤ針捨てBOX	7	ショルダーブレース	166	スライヴ フットマッサージャー	194
サロフィックス バックストレッチャー	183	自律神経測定器 IW-zen	44	スライヴ マッサージチェア CHD-3400	189
サンオートクレーブ	46	視力表	42	スライドステッキ	186
三角巾 (フチトリ)	170	視力表示棒	42	スライド用シリコンチューブ	99
三角ばり	18	シルバーマグ	23	3M™ マルチボア™ スポーツ	139
三角表示板	80	シニアツシン	192	3M™ マルチボア™ スポーツライト	139
三角マクラ	73	鍼灸ウェア	82	3D足のリフレクソロジーチャート	95
三角よねやま式	18	鍼灸カルテ	81	3D鍼灸経絡経穴図	95
サンクレーブ	46	鍼灸器具バット	50	3D人体チャート	95
散針用片窓針管	13	鍼灸経絡経穴図	93	スリマーベッド	66
散針用両窓針管	13	「鍼灸適応症」ポスター	93	スロープフェイス	72
サンビーマー	104	鍼灸標準経穴模型 (日本語版)	88	精密体重計 (検定付)	42
サンビーマーDSTタイプ	104	鍼灸補瀉要穴の図	94	セイリンMタイプSP	8
サンホット	122	針具皿	50	セイリンLタイプSP	8
三稜針	22	神経系 (図)	96	セイリンGタイプ	9
CIANA RMD マッサージジェル	55	診察券受	80	セイリンJSPタイプ	8
CIANA ST マッサージクリーム	55	診察台 EX-SD2WS	59	セイリンJタイプ	8
CIANA フォームローラー	179	診察台カバー	70	セイリンDタイプ	8
CIANA ヨガトレーニングマット	179	伸縮セラピ	85	セイリンバレット	8
GS スリムベッド	66	人体ゴム印	81	セイリン皮内針SSタイプ	9
CK チェア	84	新テイククリームID1%	175	セイリン皮内針NSタイプ	9
シーズツール (チェア)	84	新テিজジェルID1%	175	赤外線灯	103
シームレスサポーター	158	新火消しつぼ	30	石州紙	171
紫雲膏	175	審美六鍼	19	脊柱可動型骨格モデル	89
シェイプアップトレーナー	183	吸灸	100	脊柱可動型モデル	90
シェイプストレッチャー	191	水銀レス血圧計	39	施灸練習台	29
シェイプリング	181	吸玉療法 (書籍)	99	セダンテ ネオ	113
ジェルヒールカップ (ソフソール)	143	スーパーカイン	113	ゼニス・ハイローテーブル	67
耳介図カラー図鑑	94	スーパーコールド (ノンフロン)	132	セラバンド	181
紫外線 (殺菌ランプ)	47	スーパートラック (牽引装置)	130	セラバンド®CLX	181
鹿皮	13	スーパープロ アンクルエイト	153	セラピア	104
シグマックスアームスリング (腕つり)	166	スーパープロ エルボーラップ	152	セラピムボディ E8	111
ジグリック AX-HX1500pg	193	スーパープロ エルボーラップサポート	152	セラミック電子温灸器	37
止血鉗子	99	スーパープロ ショートニーラップ	151	線香	29
耳針療法のためのポイントマスター	94	スーパープロ ニーサポート	151	線香入	29
シチズン超音波洗浄器	46	スーパープロ ニーラップ	151	線香消し	29
シチズン電子血圧計 CH453F	40	スーパーライザー PX-TYPE1	102	せんねん灸アロマきゅう	36
シチズン電子血圧計 CHUC615	40	スーパーライザー PX-TYPE2	102	せんねん灸伊吹	36
湿布缶	50	スーパーライザー mini PRO	102	せんねん灸近江	36
自動手指消毒器 HDI-9000	54	頭蓋、頸椎付、4分解モデル	92	せんねん灸奇跡	36
指頭消毒器	49	頭蓋骨22分解キット、マルチカラー仕様	92	せんねん灸専用点火器	36
遮眼子	42	スガヤ式十字キャップ	29	せんねん灸竹生島	36
斜刺用針管	13	スキナゲート	26	せんねん灸レインボー	36
じゃばら	195	スクラビン	54	足関節機能模型	91
煮沸兼用針筒	47	スクワラン	55	足関節模型	91
煮沸用シャーレ	49	スダレ副木	171	外脚H型DXベッド	61
ジャンボローラー	17	スチームホットアイN	123	ソニックタイザー SZ-100	118
18金針管	13	スチームホット C-600N	123	SONON 300L	45
集毛針	16	スチームホット J-700N	123	ソファー	86
手関節機能模型	91	スチールカルテ棚	80	ソフトスプリント	171
手関節模型	91	ステッキ (スワン型)	186	ソフトドルフ	165
手指用糸もぐさ	29	ステンレスシャーレ	49	ソフトバランスボール	178
手動身長計付き体組成計 DC-217A	42	ステンレス万能ツボ	49	ソフトブル®	158
上下肢台	77	ステンレスワゴン	76	ソフトレーザリー	102
邵氏温灸器	35	ストッキネット	173	ソフラウルファー	166
上肢交互運動器 椅子型 K2200M	177	ストレッチポールEX型	179	ソフラクール	127
上晒薬もぐさ	29	ストレッチポールEX型ハーフカット (2個セット)	179	ソフラクール® サポーター	141
消毒用イソプロパノール	175	ストレッチポールMX	179	ソフラクール® パック	141
消毒用エタノール	175	ストレッチングベンチ SD-100B	177	ソフラクライム包帯	168
小児Kセット	19	ストレッチングボードEV	191	ソフラックス®サーモ	172
小児鍼額入り標本	21	ストレッチングボードXO	191	ソフラテトラメン	170
正面付け表示板	78	スノーパック・クール	127, 141	ソマセプト	15
上腕式血圧計 UA-1020P	40	スパイラテックス	140	ソマプレーン	15

ソマレゾン	15
ソルボ足指間パッド	147
ソルボアスリート	145
ソルボインソールつま先	146
ソルボウェッジヒールサポーター	146
ソルボウェッジヒールサポーター薄型	146
ソルボ外反母趾ケアバンド	147
ソルボ外反母趾サポーター薄型	147
ソルボ外反母趾サポーター 固定薄型メッシュタイプ	147
ソルボ外反母趾サポーター固定型	147
ソルボ外反母趾サポーター スキニーパワーフィット	147
ソルボ外反母趾サポーター スキニーフィット	147
ソルボ外反母趾ソックス	148
ソルボ外反母趾・内反小趾サポーター薄型	147
ソルボ外反母趾・内反小趾サポーター 固定薄型メッシュタイプ	147
ソルボ外反母趾・内反小趾サポーター パワーメッシュ固定型	147
ソルボ外反母趾・内反小趾トゥガード	147
ソルボかかとくんサポータータイプ	146
ソルボかかとくんヒールロック	146
ソルボタテアーチサポーター	146
ソルボタテアーチサポーター薄型	146
ソルボ中殿筋サポーター	162
ソルボDo アンクルサポーター	148
ソルボDo エルボーバンド	155
ソルボDo ニーサポーター	148
ソルボヒール	146
ソルボヒールサポーター	146
ソルボひざサポーター	148
ソルボフィットバンド手首用	148
ソルボフィットバンドテニス肘用	148
ソルボヨコアーチサポーター	146
ソルボヨコアーチサポーター薄型	146

タ行

ダイオードステッチ	21
タイサリトプラス	54
太乙薬條	30
ダイハップクール	174
タイフレッシュ・アルコール液	54
タイフレッシュ・エースNeo	54
タイフレッシュ・ユニV	54
タオル地専用ピロケース	188
タケトラ® ニトリル手袋	51
タケトラ® ヒューゴクラッチ	187
打診器	41
脱衣カゴ	77
脱脂綿	170
たっちゃん(つえ先ゴム)	184
たっちゃんラージ(つえ先ゴム)	184
ダブル骨盤メッシュベルト	160
たま型小児針	18
達磨(だるま)	33
達磨スーパータックル	33
タル口(チェアー)	84
炭化艾	35
単柱クラッチ	186
知覚計	41
チクチクバンバン	21
チタン球	23
チタンバイオネック	9
長安 NEO DX	34
チューシャバン	22
チューピコット(アルケア)	169

超音波洗浄器	46
超音波治療器 US-711	118
超音波治療器 US-731	118
超音波治療器 UST-770	118
長生灸	34
蝶番付消毒盆	50
長刀針	18
調熱絆	34
長柄ローラー針	17
治療日誌	81
チル・コールド	127
椎間板ヘルニアのモデル	92
ツイストチェア SD-100T	177
ツインビート R	112
2in1 エクササイズホイール"リラトレ"EV-301	183
ツウリーポータブルテーブル100	67
ツェゴン(3段)	76
杖ゴム	186, 187
杖先ゴム 交換用(トンボ)	184
つば灸 NEO NEXT	34
D-R ウェッジ パッド	144
ディーエーキャップ	20
ディーエースティック5	20
ディーエースティック・エナジー	20
ディーエービューティー	20
DSIS 2軸アーチ パッド	144
DSIS 3軸アーチ パッド	144
DSIS R ウェッジ パッド	144
DSIS LT ウェッジ パッド	144
DSIS ソルボウォーキングエア WOMEN'S	145
DSIS ソルボウォーキングエア MEN'S	145
DSIS ソルボ外反母趾対策フルインソールタイプ	145
DSIS ソルボキッズフルインソールタイプ	145
DSIS ソルボヘルシーフルインソールタイプ	145
DSIS ソルボメディフルインソールタイプ	145
DSIS ソルボランニングエア WOMEN'S	145
DSIS ソルボランニングエア MEN'S	145
DSIS ヒールウェッジ パッド	144
DSIS 前足ウェッジ パッド	144
DSIS ロングアーチ パッド	144
D-縦軸 アーチ パッド	144
TT パワーテープ	140
D-横軸 アーチ パッド	144
鋲針	18
ディスボカバー-TP(L)	69
ディスボ鍼 カナケンディスボ鍼【長鍼】	7
ディスボ鍼 カナケンディスボ鍼【はり皿付】	6
ディスボ鍼 カナケンディスボ鍼【はり皿付】フェイスタイプ	7
ディスボ鍼 光華	6
ディスボ鍼 ディスポ中国鍼	7
ティパップID	174
ティパップAクール	174
ティパップAホット	174
ティパップFB	174
ティパップZクール	174
低反発バスタ	72
ティプラスターID	174
ティプラスターID ホット	174
テープカッターエコノミー&替刃	137
手経穴模型	88
デジタル式身長計	42
手と手首(図)	96
テニスエルボー ウィズ ジェルパッド JP プラス	155
テニスエルボーサポーター	155
手の構造,3分解モデル M18	91

DX 骨盤カーナーバンド	160
DX マッサージベッド	61
デラックス腰痛帯	162
デルタ(低周波治療器)	115
電子温灸器 CS-1000	38
電子温灸器 CS-2000	38
電子温ねつ灸	31
電子鍼	192
電動EXベッド	58
電動HSベッド	59
点灯管(グロウランプ)	47
電動診察台β	58
電動ハイローベッド	59
電動ポディベッド	59
電動ポンプ専用カップ	99
電動油圧昇降ベッド	58
テンピュール® ネックピロー	188
テンピュール® ミレニアムネックピロー	188
等身大経穴模型	88
等身大骨格モデル	89
頭鍼療法刺激区図	94
頭部経穴模型	88
頭部と頸部(図)	96
銅ポインター	19
銅粒	23
ドクターチェアー	84
ドクターフォネット(聴診器)	39
ドクターMDマー DM-6000	190
徳用灸頭針用切艾	32
徳用もぐさ	28
トライアングル(クッション)	73
トラックタイザー(牽引装置)	131
トランスポアー	26
ドリーム500(馬油40%)	56
ドリーム430(馬油40%)	56
ドリームワインゲル(馬油40%)	56
トリゾン液	175
トリノ スポーツ(ベッド)	62
トレーナーズバッグ	132
トレーナーズバッグ・キット	132

ナ行

ナーシングフォネット(聴診器)	39
名入れタオル	196
名入れ卓上カレンダー	196
長田式器具	21
長田式デルマトーム人形	21, 88
ナチュラルバス(重炭酸入浴剤)	195
軟膏壺	171
ニードルホルダー滅菌パック付	47
ニープレース	166
ニチバン紙バン	26
ニトリート アンダーラップ UW-70	135
ニトリート EB	135
ニトリート EBH	135
ニトリート オムニダイナミック	135
ニトリート キネシオロジーテープ	134
ニトリート キネロジ®EX	134
ニトリート キネロジEXカラー	139
ニトリート キネロジ®PRO	134
ニトリート キネロジPRO	134
ニトリート CB	135
ニトリートバリュエバック	133
ニトリート ひざかんたんウォーキング	135

ニトリート ひざかんたんスポーツ	135	バランスボール セイフティー	178	フォームラバー	132
2枚セット経穴図	94	ハリ皿	48	フォームラバーオープンセル セット品	137
NEWゲルまくん	193	鍼シャーレ波型	48	フォームラバー ひざ用	137
ニューセットL1	74	鍼そうかんホルダー	13	フジカスマーティレグホット	193
NewタウパーピアンカS	51	針のばし	13	フジカ・スマーティ F4-A5型	193
ニューニードル前田製	11	針練習器	10	フタ付バット	50
ニューホスピタル	87	ハンガー(大)	131	腹筋らくらく座椅子	183
ニューホワイトベルト	182	番号札	78	太八角針管	13
ネオ消アル[ヨシダ]	175	番号札立	78	舟型シャーレ	48
NEO ディスポ鍼	11	バンシン ネオ	37	舟型波付針シャーレ	48
ネオテクトロン ONE-P6	111	バンシン プロ	37	ブラRP 8セット	98
ネオプロゼリーT	109	ハンディQ	37	ブラRP 16セット	98
ねるぐ枕	188	ハンディ氷のう	127	ブラRP Mセット	98
ネックマッサージャー"タタキもみ"コードレス AX-KXT7700gr	193	ハンドサニターS	54	ブライト®-100	172
ネバノン	27	ハンドポンプ	178	プラスチック管	48
ねりもぐさ	30	ハンドラップ	49	プラスチックシャーレ	49
粘着スプレー	132	万能ツボ	49	プリモ(ベッド)	65
ノイロシステムビジョン(NSV)	44	P針	14	プリモスポーツ(ベッド)	64
ノイロソフター	44	ヒールパッド	146	フルインソール	146
膿盆	50	ひかる安心2本杖	184	プレスサポーター	159
のび〜るⅢ	183	ピコリナ	107	プレスネット(アルケア)	169
ノンスコレッチ®(包帯)	168	膝関節,機能モデル A82	91	フレックス オー リング(DVD付)	183
八行					
パーソナル手帳	197	ひざぼかホットゲル	57	フレックスチェア SD-100F	177
バーンコア	112	ひざマクラ	73	ブレバント®(腰部・大腿部用サポーター)	166
バイオカナックス	108	膝関節機能模型	91	プレフィルター小	99
バイオトレーナー	112	肘関節機能模型	91	プレミアム卓上カレンダー	196
バイオネック	9	肘関節,機能モデル A83	91	プレミアムボディマット	74
バイオネック・ゼロ	9	ビスタッチ	192	プレミアムボディマット用綿製カバー	74
バイオフィーズ	57	ヒットマッサー	191	プロ110 ニースリーブ	151
バイオミニⅡ	108	ヒップOAサポーター	166	プロスツール(チェアー)	85
梅花針	16	ビロード電極	107	プロゼリー	109
肺活量計	42	皮内針用絆創膏	15	プロテクト X2	51
バイサタイザー	126	栓水	195	分解モデル	92
バイター	191	響(ひびき)	33	ペーパーホルダー PH400	51
ハイチェアー	84	ヒビスコール	53	ベネチア(ベッド)	65
灰取りスプーン	29	ヒビスコールSH	53	ベネファクト(伸縮性粘着包帯)	138
ハイドロタイザー	125	ヒビテン液	175	ベビーオイル	55
ハイラテ(粘着性伸縮包帯)	138	表示ボックススタンド OP-005	42	ベビーパウダーシェーカー	55
ハイロー-DXベッド	61	平軸皮内鍼	14	ヘラ針	18
箱入詰め替え用タルク	55	ヒラタ・クン	31	ベリーニ(ベッド)	65
はじめてのお灸4つのかほり	36	ピローバッグ(特大)	74	ヘルシーバン	23
はじめてのお灸 くだものかほり	36	ピワエキスジェル	55	へるスイングダンベル	180
はじめてのお灸 香木のかほり	36	ピンセット	27	ヘルスチェックカード	196
はじめてのお灸 はなのかほり	36	ファイテンパワーテープ	25, 140	ベルトトレーナーDX	182
はじめてのお灸 緑茶のかほり	36	ファイテンパワーテープX30	25	防災手拭い	197
「初めての方は是非お読み下さい」ポスター	93	ファルマテックス®	138	ホーキ針	16
バストバンド・エース	164	FAMUBO(ファンボ)	45	ホータイ止	168
バストマット	72	フィジオ アクティブHV	112	ホータイバサミ	27
バストマット用ハーフカバー	69	フィジオ ショックマスター	116	ホータイ巻器	77
8Wポケットティッシュ	196	フィジオ ソノ	118	ホータイ巻器用ハンドル	77
バチばり	18	フィジオバック	125	ポータブルテーブル ソラナ	63
バッグホルダー	127	フィジオバック ウォーマー	125	ポータブルテーブル デルマ	63
バックレス(クッション)	73	フィジカルメドマー PM-8000	190	ポータブルドロップ	67
バットクリーナー	117	フィッシャー型ステッキ	186	ポータブルマッサーチェア ラグーナ	62
バトルウィン アンダーラップテープ	132	フィットFIT-II ニュートラルアーチ	142	ポータル縦型ヘッド	72
バトルウィン テーピングシザーズ	132	フィットFIT-II ハイアーチ	142	ホールセット	74
バトルウィン テーピングテープ	132	フィットFIT-II ローアーチ	142	保険証診察券受	80
バネ付き三稜鍼	22	FIT ボード	142	補助イス	84
パピットサーモ	43	フェイス(クッション)	72	補法集毛針	16
パラパック	126	フェイスパーパー	66	ホスピタルチェアー	85
パラフィン	126	フェイス用ディスポカバー	69	ホスピタルハイチェアー	85
バランスディスク	179	フェザー®ブラッドランセット-SP	22	細八角針管	13
		フェリシエイドサポーター	151	細丸針管	13
		フェルト	137	ホット&クールパッド	141
		フェルト のり付き	137	ホットキャビ	79

ホットバイターVR303	191
ホットバック	124
ホットパッチ	176
ホットブルー	31
ホットマグナー	120
ホットマグナー HM-2SCX	120
ホットラークン	30
ボトルベル	180
ボラリスカイネ	117
ポリネック(頸椎固定用シーネ)	165
ホワイトティ・ビーム・メタル	104

マ行

マイクロタイザー	119
マイクロ波治療器	119
マイクロボア	26
前田銀鍍	12
マグナーライトバック	120
マグレイン	24
マジックバンド	105
マジックベルト	105
マスキング水	175
マスクケース	197
マックスベルト se	163
マックスベルト me2	163
マックスベルト me3	163
マックスベルト me ブラック	162
マックスベルト SHORT	161
マッサージボール	178
マッサージマクラ	73
マッスルステーション MS-1011	182
松葉針	18
松葉杖	187
マルチチェアー	85
マルチパワーテープ	140
Mrハーリー	19
ミナトバック	125
ミニ関節モデル	91
ミニキャビ	79
ミニステップ	78
ミニポスター 骨粗鬆症の知識	97
ミニポスター 脊椎の構造と異常	97
ミニポスター 内臓の働き	97
ミニポスター ムチ打ち損傷	97
ミニポスター 毛髪と脱毛症の知識	97
耳経穴模型	88
ミニ付きネットホータイ	169
ミュラー 4ウェイ アジャスタブルニー	151
ミュラー アジャスタブル アンクルサポート JPプラス	153
ミュラー アジャスタブル エルボーサポート	152
ミュラー アジャスタブル ニーサポート JPプラス	151
ミュラー アジャスタブルリストサポート JPプラス	154
ミュラー Hg80® プレミアム・スタビライザー	151
ミュラー Hg80® プレミアム・ヒンジ® ニーブレイス	151
ミュラー Hg80 プレミアム・リストブレイス	154
ミュラー Mテープ チームカラー	136
ミュラー Mラップ カラー	136
ミュラー エラスチックバンデージ	137
ミュラー エルボーサポート	152
ミュラー ティアライトテープ	137
ミュラー テープラップ プレミアム	137
ミュラー パフォームプラス アスレチック・トレーナーズテープ	136
ミュラー ホワイトプロ アスレチックテープ	136
ミュラー ホワイトプロテープ	136

ムーブベッド	63
無煙棒灸	31
無煙艾条	31
胸装具	131
めぐりフレ	176
メタルフィッシュ	19
滅菌バック	47
滅菌バック用シーラー	47
メディスティックペン	29
メトル®(小折りガーゼ)	170
めめちゃん	122
綿球容器	50
メンタームQ	175
綿パイル包帯N	168
モアレトボグラフィ	45
モイストヒートバック	123
盲人杖	186
MOXATH(モクス)	38
もぐさ(箱入)業務用	28
木製フード柄付	30
モクベッドS	61
モビバンEX	181

ヤ行

ヤイック®(腰部固定帯)	161
薬草入浴剤	195
山田式 遠赤ヒザラーク スーパーメッシュ	158
山田式 遠赤ヒザラーク ソフトタッチ	158
山田式 カタラーク	158
山田式 骨盤ストロングベルト	161
柔(やわら)	33
URスツール(チェアー)	85
ユーカリプタスブレンド	55
友好小児針	18
有孔水平キャップ	29
友好太針	18
ユートクカミバン	26
ユーフォリアQ	35
雪の華(もぐさ)	34
ユティール®(粘着性伸縮包帯)	139
ユニコ刺鍼練習台VI型	10
ユニコディスボ鍼 S8P	10
ユニコディスボ鍼 S-C	10
ユニコディスボ鍼 Pro8P	10
ユニコディスボ鍼 Pro-C	10
ユニコバン	23
ユニコバンG	23
指サック	51
ユビサボ®	157
養根命温灸	30
腰椎牽引用ハンガー	131
吉田晒(さらし)	170
予診表	81
四ツ折ステッキ	186
米山式かっさボード	18
四点支持杖	187
四点支持杖用ゴム(1ヶ)	187

ラ行

ライストロン	117
ライン帯(包帯)	168
ラクシア LX-H1	190

ラスパーエース	106
ラスパーA・MC	106
ラック灸	31
RAFOS(ラフォス)	111
ラポテック液	175
ららふる フットストレッチボード	194
ランバック®(腰部固定帯)	162
ランバック®ソフト(腰部固定帯)	162
リビエラ(ベッド)	65
リビエラスポーツ(ベッド)	64
リフェンダ ローション	175
リブバンドフィット	164
リムーバースプレー	132
良導絡調整針管 FR針管	44
良導絡カルテ	81
Linza 凜座	194
臨床カルテ	81
リンドウ(もぐさ)	30
リンパ系(図)	96
ルティナー	117
ルナキャスト	172
ルルド シェイプアップベルト AX-KXL5400bk	193
レッグエクステンション WTS-02L	177
レッグサポーター	73
レッドサン	103
レボSS(ほうたい)	168
連動昇降式平行棒 パラレル B4120P 3.5m	177
ロイヤルエイト	44
ロイヤルトップ®	25
ローズ60(ベッド)	61
ローズ70(ベッド)	61
ローラー針	17
ローラー付き員利太針	17
ローラー付集毛針	17
ローラーマックス RM-1	129
ロールペーパーソフト	66
ロデオスリム	182
ロビー用ベンチ	86
ロフストランドクラッチ	186
ロフストランドゴム	186

ワ行

ワーデル(粘着性伸縮包帯)	138
脇装具	131
ワニ口コード	107
ワンダーフォームローラー EV-302	183
腕帯ゴム袋入	39

鍼電極低周波治療器

KANAKEN

Lasper-A・MC

エース エムシー
ラスパーA・MC



鍼電極低周波治療器

+

マイクロカレント

マイクロカレントは実績のデュアルクロス通電方式

この1台で鍼治療は「新たな時代」を迎える



ラスパーA・MC

KE-600 **65,000円**+税

〔クラスII / 特管〕

認証番号 230ALBZX00034000

鍼灸ガイド® Vol.29

1. 価格について

価格は2019年6月1日現在のもので、発行後余儀なく改定される場合がございますのでご承知をお願いします。
※表示の価格は全て税別本体価格でございます。※商品名の頭にある®マークは非課税商品です。

2. 返品・交換について

品質の確認及び梱包には万全を期しておりますが、万が一届いた商品に間違い（誤送）がある場合、商品に不良がある場合、返品・交換をさせていただきます。送料については、お手数ではございますが料金着払いにてご返送願います。

※ただし以下の場合には返品・交換の対象外とさせていただきますのでご承知をお願いします。

1. 商品到着後2週間を経過した場合。
2. 受注生産品（国内製造の受注生産ベッド類、名入れ製品、その他受注時にその旨を伝えた製品）
3. ご使用になった商品。（使用中に不具合が判明した場合を除く）
4. お客様が汚損、破損した場合。（専用の包装、容器を含む）
5. お客様の都合で、色、サイズ、数量等の変更による交換がある場合、送料をご負担の上、ご返送していただけますようお願い申し上げます。

※商品は予告なく変更することがございます。

鍼灸ガイド® Vol.29

発行日 2019年7月1日 第二版

発行所 株式会社 カナケン

断りなく複製することを禁じます。

お申込みは