


THE GUIDE OF ACUPUNCTURE & MOXIBUSTION

鍼灸ガイド[®] Vol. 29

Rev.2



Acupuncture and Moxibustion
& Judo Therapy

鍼灸院・接骨院のご開業設備は
この一冊で揃います。

鍼灸治療鍼・鍼関連用品・もぐさ・灸関連用品
物理療法器械器具・ベッド・枕・治療補助材料
衛生材料・テーピング関連・トレーニング用品
介護用品・健康器具・贈答PR用品・開業計画

鍼灸治療鍼・鍼関連用品・もぐさ・灸関連用品
物理療法器械器具・ベッド・枕・治療補助材料
衛生材料・テーピング関連・トレーニング用品
介護用品・健康器具・贈答PR用品・開業計画

表紙の人物



か だ
華 佗

後漢の医者（外科）。中国東部の省・安徽（あんき）の人。針灸（まふつせん）や麻沸散（まふつさん）を用いて治療し、病を診ること神の如しといわれた名医。三国時代の将、曹操の侍医になれと命令されたが「医術は特定の人のもに非ず、万民に平等のものである。」として従わず、怒りにふれて殺された。
「五禽之戲」（ごきんのぎ）なる体操は彼が長生きのために考案したものであり、中国秘伝の体力増強法として、いま愛好家、研究家があとをたない。

ちよう ちゆう けい
張 仲 景

中国の後漢時代の医学者で『傷寒雑病論』（16巻）の著書といわれる。名は機、仲景は字（あざな）。東漢の南陽（河南省）の人。長沙の地方長官となったが、たまたま熱性伝染病が流行し、一族に死者が多かったとこから医学を志し、同族の張伯祖に教えを受けた。古くから江南の地に伝わる処方薬の運用を主眼とする薬物療法についてまとめ、組織化した方法論は、現代もお光輝を放っている。（傷寒論）

そん し ばく
孫 思 邈

吉兆府華原県（現在の陝西省耀県）出身、世称は孫真人。薬王あるいは薬王真人とも呼ばれた、幼少より読書家で7歳に1日千余言を読み、「聖童」と称された。医家としての名声は高く、評判を聞いた随の文帝、唐の太宗や高宗に招かれ、高い位を提示されたが固辞し、山中に隠遁し著作に専念したという。名著「千金方」は鍼灸や漢方、養生法まで書かれており、中国史上最初の臨床医学大全集とも言われるものを遺している。尚、一説には140歳まで生きたとされる驚きの長寿。薬王真人と尊称され、医神として薬王廟に祀られている。

【目 次】

鍼(滅菌済)	6
鍼	12
鍼・針管	13
針皿・皮内針	14
絆創膏・円皮針	15
皮膚針	16
三稜針	22

粒鍼	23
チタン・ゲルマ他	25
絆創膏・テープ	26
ハサミ・ピンセット	27

もぐさ・灸用品	28
灸用品(灸用機器)	37

検査・測定器具	
血圧計・聴診器・音叉	39
打診器・角度計・知覚計・握力計・筋硬度計	41
視力表・身長計・体重計・肺活量計	42
体温計・パルスオキシメーター	43
経絡・良導絡	44
超音波画像診断装置・体型観察撮影装置	45

滅菌・消毒	46
消毒・保管	48
消毒(防護)	51

オイル・クリーム・ジェル	55
--------------------	----

治療用ベッド	58
治療用ベッド(折りたたみ)	63
カイロプラクティック	66
マクラカバー	69
ベッドカバー	70
治療用マクラ	71

卓子(ワゴン)	76
診療室設備	77
カルテ	81
患者着	82
診療室設備	83

経穴模型	88
模型(骨格・関節)	89
模型(筋肉・内臓)	92
ポスター・図鑑	93

吸角療法器具	98
吸角	100

カーボン太陽灯	101
光線治療器	102
赤外線治療器	103

粘着パッド・マジックバンド	105
鍼電極低周波治療器・パルス	106
微弱電流(マイクロカレント)	108
低周波治療器	110
高周波	111
干渉波	112
総合刺激装置	114
SSP・複合電気刺激装置	116
低周波治療器	117
超音波治療器	118
超短波・極超短波治療器	119

磁気加振式温熱治療器	120
温熱療法器(電熱式)	121
温熱療法器(電子レンジ式)	123
温熱療法器(その他)	124
温熱療法器(ハイドロパック装置)	125
温熱療法器(パラフィン浴・噴流温浴)	126
冷却用品	127

水圧マッサージ器	128
ローリング治療器	129

牽引装置..... 130

テーピング用品..... 132

治療補助用品 (COLD & HOT) 141

治療補助用品 (インソール) 142

治療補助用品 (インソール・ソルボ) ... 144

治療補助用品 (サポーター) 146

治療補助用品 (サポーター／ヒザ) 149

治療補助用品 (サポーター／ヒジ) 152

治療補助用品 (サポーター／足首) 153

治療補助用品 (サポーター／手首) 154

治療補助用品 (サポーター／ヒジ・肩・スリーブ) ... 155

治療補助用品 (サポーター／ラップ・スリーブ) ... 156

治療補助用品 (サポーター／指) 157

治療補助用品 (サポーター) 158

治療補助用品 (腰部用コルセット) 162

治療補助用品 (胸部用コルセット) 164

治療補助用品 (頸部用コルセット) 165

治療補助用品 (肩・股関節用コルセット) ... 166

治療補助用品 (弾性ストッキング) 167

治療補助用品 (包帯) 168

治療補助用品 (ネット包帯) 169

治療補助用品 (消毒綿花・ガーゼ) 170

治療補助用品 (ギプス・固定材) 171

治療材料 (医薬品) 174

治療材料 (冷却材) 176

リハビリ・トレーニング用具..... 177

健康器具 (トレーニング器具) 182

介護用品..... 184

健康器具 (テンピュール®) 188

健康器具 (マッサージチェア) 189

健康器具 (空圧マッサージ器) 190

健康器具 (マッサージ器・ストレッチ器具) ... 191

健康器具 (シンアツシン・電子鍼) 192

健康器具 (健康グッズ) 193

贈答・PR用品 196

令和元年生まれの

デイスポ鍼 光華 KOKA



鍼の太さ別カラー鍼管を採用。



デイスポ鍼 光華
(1箱 100本入)


KN-160 **800円**

〔クラスⅡ〕認証番号 220AGBZX00234000

針体材質：ステンレス製
エチレンオキサイドガス滅菌済

AI設計の鍼管は施術時のリリース動作をより効率的にいたしました。

※但し、針長2寸(60mm)のサイズはAIリリース方式ではなく、タブ付の鍼管になります。



アレルギー軽減のため鍼体の表面に医療用潤滑剤(シリコン油)を使用しています。

サイズ表

太さ	長さ	カラー	1寸 30mm	1寸3分 40mm	1寸6分 50mm	2寸 60mm
0番(0.14mm)		白	○	○		
1番(0.16mm)		緑	○	○	○	
2番(0.18mm)		黄	○	○	○	
3番(0.20mm)		青	○	○	○	○
4番(0.22mm)		桃		○	○	
5番(0.24mm)		紫		○	○	○
8番(0.30mm)		白				○

患者様にやさしい治療 マイクロカレントセラピー

Biomini II

— バイオミニ II —

体のIC回路を調整



バイオミニ II

KE-562 138,000円

〔クラスII/特管〕認証番号 226AFBZX00071000

機器の特徴として、低周波独特のビリビリ感がありません。

鍼電極低周波治療器

Lasper-A・MC エース エムシー
ラスパーA・MC

鍼電極低周波治療器



マイクロカレント



エース エムシー
ラスパーA・MC

KE-600 65,000円

〔クラスII/特管〕認証番号 230ALBZX00034000

ディスポ鍼 光華

KOKA



ディスポ鍼 光華
(1箱 100本入)


KN-160 800円

(クラスII) 認証番号 220AGBZX00234000

針体材質: ステンレス製
エチレンオキサイドガス滅菌済

鍼管はAI設計によるリリース方式を採用

※但し、針長2寸(60mm)のサイズはAIリリース方式ではなく、タブ付の鍼管になります。



AI設計の鍼管は施術時のリリース動作をより効率的にいたしました。
※但し、針長2寸(60mm)のサイズはAIリリース方式ではなく、タブ付の鍼管になります。

アレルギー軽減のため鍼体の表面に医療用潤滑剤(シリコン油)を使用しています。



鍼の太さ別カラー鍼管を採用。

サイズ表

長さ	カラー	1寸 30mm	1寸3分 40mm	1寸6分 50mm	2寸 60mm
0番(0.14mm)	白	○	○		
1番(0.16mm)	緑	○	○	○	
2番(0.18mm)	黄	○	○	○	
3番(0.20mm)	青	○	○	○	○
4番(0.22mm)	桃		○	○	
5番(0.24mm)	紫		○	○	○
8番(0.30mm)	白				○

ディスポ鍼

ノンシリコン製

カナケンディスポ鍼【はり皿付】

片手挿管から刺入まで、芸術的にまで鍛錬された治療家のリズムを、未来に伝承するために新しい形のディスポーザブル鍼灸針を造りました。

はり皿
一体型パック

1パックの内容

- はり皿×1
- 鍼10本
- 針管2本



針管がカラー表示になりました。



鍼を1本、1本パックから出す手間を省きました。

パックを開けて筒に入った10本鍼を、そのままトレイに出すだけ。

ディスポ鍼
カナケンディスポ鍼【はり皿付】
1箱100本(10本×10パック入)

KN-138 800円

(クラスII) 認証番号 220AGBZX00234000

針体材質: ステンレス製
エチレンオキサイドガス滅菌済

サイズ表

長さ	カラー	5分 15mm	1寸 30mm	1寸3分 40mm	1寸6分 50mm
0番(0.14mm)	白		○	○	△
1番(0.16mm)	緑	○	○	○	○
2番(0.18mm)	黄	○	○	○	○
3番(0.20mm)	青	○	○	○	○
4番(0.22mm)	桃			○	○
5番(0.24mm)	紫				○
8番(0.30mm)	白				△

※各色の○印は常時対応品。△印は受注対応の特注品。(単位と納期はお問合せください)

【注意】 ディスポーザブル鍼の、ご購入後の返品はご容赦ください。尚、弊社の受注ミスの場合はこの限りではございません。

ディスポ鍼

ノンシリコン製

ディスポ中国鍼

銀のメッキが美しい巻きリユーズ

EOG 滅菌済

鍼体鏡面磨

鍼管付
(プラスチック)

巻きリユーズ



- ディスポ中国鍼はエチレンオキシドガス(EOG)滅菌済みです。
- 1本ずつのプリスターパック入、プラスチック鍼管付。
- 鍼体はステンレス製、鍼尖・鍼体にいたるまで美しい鏡面に仕上げた高級鍼。
- 刺入時のすべりがよく違和感なく刺入できます。

ディスポ鍼
ディスポ中国鍼
(1箱 100本入)

KN-118 900円

〔クラスⅡ〕認証番号 220AGBZX00234000
針体材質：ステンレス製
エチレンオキシドガス滅菌済



サイズ表

表示 寸法内訳 表示と 日本式番手	1インチ 針長2.5cm 針柄2.6cm	1.5インチ 針長4cm 針柄3.4cm	2インチ 針長5cm 針柄3.5cm	2.5インチ 針長6cm 針柄3.5cm	3インチ 針長7.5cm 針柄3.5cm
#38 φ0.18mm 日本式2番	黄	黄	黄		
#36 φ0.20mm 日本式3番	青	青	青		
#34 φ0.22mm 日本式4番	桃	桃	桃	桃	桃
#32 φ0.25mm 日本式5番	紫	紫	紫	紫	紫
#30 φ0.3mm 日本式8番		茶	茶	茶	茶


ディスポ鍼

ノンシリコン製

カナケンディスポ鍼(はり皿付) フェイスタイプ

サイズは3種類

No.1	φ0.16mm
No.2	φ0.18mm
No.3	φ0.20mm



ディスポ鍼
カナケンディスポ鍼
〔はり皿付〕フェイスタイプ
1箱300本入(30本×10パック入)

KN-143 2,400円

〔クラスⅡ〕認証番号 220AGBZX00234000

針体材質：ステンレス製
エチレンオキシドガス滅菌済

KNディスポはり皿 DISPOSABLE ACUPUNCTURE TRAY



KNディスポはり皿(100枚入)

KN-450 1,000円

1箱100枚入(10枚入×10)
長さ110mm×幅65mm×高さ8mm

感染性廃棄物回収容器



サラヤ針捨てBOX

KN-616 500円

1個
W109mm×D113mm×H135mm

針や鋭利物を取り扱う医療従事者のために、CDC(米国疾病管理予防センター)のNIOSHが求める機能性・アクセスの容易さ・視認性・便宜性が考慮された、針刺し切創防止用の廃棄容器です。

ルアースリップ式注射器、ルアーロック式注射器、ペン型注射器対応。

※容器のみの販売、回収は専門業者にご依頼ください

ディスポ鍼

ノンシリコン製

カナケンディスポ鍼〔長鍼〕



ディスポ鍼
カナケンディスポ鍼〔長鍼〕
(1箱100本入)

KN-119 1,500円

〔クラスⅡ〕認証番号 220AGBZX00234000
針体材質：ステンレス製
エチレンオキシドガス滅菌済

長さ	3寸 90mm
太さ	
5番(0.24mm)	○
8番(0.30mm)	○

鍼(滅菌済) 単回使用(ディスポーザブル)

セイリン鍼

鍼灸針
滅菌済み鍼



セイリンJタイプ (100本入)

KN-107J 1,800円

(クラスⅡ) 認証番号 20500BZZ00052000
レギュラータイプの電鍼・プラスチック鍼管付。
プラスチック針柄・色によって太さを判別できます。



カラーコード	ダークグリーン	グリーン	レッド	アイボリー	スカイブルー	ピンク	バイオレット	セピア
No.	02	01	1	2	3	4	5	8
φmm	0.12	0.14	0.16	0.18	0.20	0.23	0.25	0.30
30mm(1寸)	J	J	J	J	J	J	J	J
40mm(1寸3分)	J	J	J	J	J	J	J	J
50mm(1寸8分)			J	J	J	J	J	J
60mm(2寸)					J	J	J	J

セイリン鍼

JSP
SEIRIN Point



セイリンJSPタイプ (100本入)

KN-107S 1,900円

(クラスⅡ) 認証番号 15500BZZ00805000

鍼尖が丸くなった新しい鍼
セイリンの優れた技術力だから実現できた優しい鍼「JSP」。
鍼尖が丸くなることで、「使用感がやさしい」「刺入がとてもスムーズ」などの評価をいただいています。
※使用感には個人差があります

NO	03	02	01	1	2	3	4	5	8
カラー	ロイヤルブルー	ダークグリーン	グリーン	レッド	アイボリー	スカイブルー	ピンク	バイオレット	セピア
線径(mm)	0.10	0.12	0.14	0.16	0.18	0.20	0.23	0.25	0.30
鍼長15mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○
鍼長30mm		○	○	○	○	○	○	○	○
鍼長40mm		○	○	○	○	○	○	○	○
鍼長50mm				○	○	○	○	○	○
鍼長60mm						○	○	○	○

※鍼長15mmは「J15SP」です。

鍼柄長
25mm

鍼柄はステンレスの3点カシメ

- バランス感覚が優れた3点カシメで、操作性を得やすい構造に。
- 鍼尖は「SP仕様」です。
- 鍼灸業界初のステンレスとプラスチックの溶着技術により、未使用識別、片手で使える便利さを両立させています。



3点カシメ



鍼柄のカラーキャップで鍼の太さを識別できます。

セイリンMタイプSP (100本入)

KN-17MS 2,300円

(クラスⅡ) 認証番号 15500BZZ00805000

MタイプSP/LタイプSP
共通サイズ表▶

鍼柄長
20mm

鍼柄はステンレスのコイル巻き

- カラーチップで鍼の太さを識別できます。
- 鍼尖は「SP仕様」です。



カラーチップで鍼と鍼管を固定しています。

セイリンLタイプSP (100本入)

KN-17LS 2,350円

(クラスⅡ) 認証番号 15500BZZ00805000

NO	01	1	2	3	4	5	8
カラー	グリーン	レッド	アイボリー	スカイブルー	ピンク	バイオレット	セピア
線径(mm)	0.14	0.16	0.18	0.20	0.23	0.25	0.30
鍼長30mm	M	M	M	M・L	L	M・L	L
鍼長40mm	M	M	M	M・L	L	M・L	L
鍼長50mm		M	M	M・L	L	M・L	L
鍼長60mm				L		L	

美容鍼・針管なしタイプ



セイリンDタイプ (100本入)

KN-107D 1,700円

(クラスⅡ) 認証番号 15500BZZ00805000

鍼柄はプラスチックの軽量タイプ。
顔などの皮下が薄い部位に適しています。

※Dタイプは針管なし。



NO	1	2	3	5
カラー	レッド	アイボリー	スカイブルー	バイオレット
線径(mm)	0.16	0.18	0.20	0.25
鍼長15mm	○	○	○	○

SP鍼尖技術とは?

これまでの研削工程に加え、「超先端研磨加工」技術の確立により、今までに成し遂げることのできなかった鍼尖の丸い鍼を実現しました。鍼尖が丸いことで、「使用感が優しい」「刺入がスムーズ」などの評価をいただいています。
※使用感には個人差があります。



MタイプSP/
LタイプSP
ともに灸頭鍼
としても使用
できます。



セイリンパレット

KH-448 1,000円

1箱100枚入、プラスチック製
長さ10.5×巾5.0cm、厚さ10mm

【ご注意】 ディスポーザブル鍼の、ご購入後の返品はご容赦ください。尚、弊社の受注ミスの場合はこの限りではございません。

鍼(滅菌済) 単回使用(ディスポーザブル)

●掲載されている価格は **税抜き価格** です。



- ◆絆創膏には通気性が高いマイクロポアテープを使用。ムシたりかぶれたりすることが少なく、しかもはがれにくく、快適に使用できます。
- ◆1枚の絆創膏に鍼を樹脂で固定。肌にぴったり密着します。
- ◆鍼先、絆創膏の粘着面が指先に触れることなく、簡単に貼ることができます。



セイリン鍼

貼付する部位にシースを付けたまま鍼を置き、上から軽く抑えて刺入します。その後、シースを皮膚に直角に立てて、絆創膏からはがします。

パイオネックス (100本入)

KN-474 **2,000円**

(クラスⅡ) 認証番号 21100BZZ00120000

カラーコード	ピンク(D)	ブルー(C)	グリーン(B)	イエロー(A)	オレンジ(E)
針長(mm)	1.5	1.2	0.9	0.6	0.3
線径(mm)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

※ご注文の際はカラーコードでお申し付けください。

—やさしいはりごち—

拡大イメージ図

樹脂部

ステンレス

幅広い患者様にも安心

幼児や今まで鍼を怖がっていた患者様にもアップロードでき、施術対象の幅を広げることができます。

サイズ: 0.3mm
セイリンテープ付接触器
(クラスⅠ) 22B1X00006000004

パイオネックス・ゼロ (100本入)

KN-493 **2,000円**

PYNEX Zero

パイオネックスゼロ

9mm テープ厚

テープ面積を45%カット!

12mm 9mm

貼りにくかった部位に!

さらに小さく目立ちにくい!

パイオネックス・ゼロ9 (100本入)

KN-493B **2,000円**

(クラスⅠ) 22B1X00006000004

はりが苦手な方に、抵抗なくご使用いただけます。
粒のちからでこりを緩和!

拡大イメージ図

樹脂部

テープ

接触部(樹脂)

サイズ 0.5mm

9mm

こりスポット

100本入 (20本入×5箱)

KN-498 **2,500円**

(クラスⅠ) 22B1X00006000005

金属アレルギー患者「待望の円皮鍼」、遂に誕生。
チタン合金の鍼先

TITANIUM PYNEX

チタンパイオネックス

チタンパイオネックス 100本入

KN-500 **4,000円**

(クラスⅡ) 認証番号 15500BZZ00806000

生体適合性に優れていることから、インプラント医療機器にも使用されているチタン合金。金属アレルギーの主な原因とされているニッケルやクロムを含有していません。
※すべての金属アレルギーに対し保証しているわけではありません。

セイリン皮内針 SSタイプ (100本入)

KN-107SS **1,600円**

(クラスⅡ) 認証番号 15700BZZ01813000
25本パック×4コ入

セイリン皮内針 NSタイプ (100本入)

KN-107NS **1,600円**

(クラスⅡ) 認証番号 15700BZZ01813000
1本づつパック入

線径(φmm)	呼称	鍼長(mm)					
		3mm	4mm	5mm	6mm	7mm	8mm
0.12	No.02	NS-SS	NS-SS				
0.14	No.01			NS-SS	NS-SS		
0.16	No.1					SS	SS

長鍼

セイリンのこだわりが生んだ新しい鍼尖を採用 (JSP 鍼尖技術)

持ちやすく刺入しやすい 25mmの鍼柄
※使用感には個人差があります。

セイリンGタイプ (100本入)

KN-107G **3,000円**

(クラスⅡ) 認証番号 15500BZZ00805000

NO	5	8
カラー	バイオレット	セピア
線径(mm)	0.25	0.30
鍼長 75mm	○	○
鍼長 90mm	○	○

ご注意! ディスポーザブル鍼の、ご購入後の返品はご容赦ください。尚、弊社の受注ミスの場合はこの限りではございません。

KANAKEN



**ユニコ
刺鍼練習台Ⅶ型**

KN-615 **4,300円**

本体サイズ(約): 幅165mm×奥行120mm×高さ58mm
1寸6分鍼の対応: ゲル体4層+特殊発泡マット



針練習器

KN-601 **4,200円**

初級、中級、上級とに分かれ、深刺し、浅刺しが自由に組み替えられます。また硬結部も4段階に分けられて刺入練習ができるよう工夫されています。



筋肉の変化を
しっかりとらえる

ユニコディスポ鍼 Pro-C



刺入抵抗が少ない、
なめらか刺入タイプ

ユニコディスポ鍼 S-C



筋肉の変化を
しっかりとらえる

ユニコディスポ鍼 Pro8



刺入抵抗が少ない、
なめらか刺入タイプ

ユニコディスポ鍼 S8P


六角鍼管に
ワンプッシュタイプが追加

■ 鍼管と鍼柄は片手で簡単に取り外せます。

一体型六角鍼管は、鍼管内側に鍼を固定。
クサビがないのでゴミが出ません。

■ 持ちやすい六角鍼管

- 指先にフィットする形
- 転がりにくい
- 皮膚との接触面は丸く加工済



ユニコディスポ鍼
Pro-C
1箱/100本入

KN-161 **1,000円**

ユニコディスポ鍼
S-C
1箱/100本入

KN-162 **1,000円**

持ちやすい、つまり刺入しやすい
六角鍼管



※鍼管を上から見た簡略図(単位:mm)

ユニコディスポ鍼
Pro8P
1箱/8本×30入(240本)

KN-148 **2,400円**

ユニコディスポ鍼
S8P(シリコンタイプ)
1箱/8本×30入(240本)

KN-150 **2,400円**

Pro-C / S-C / Pro8P / S8P共通仕様

[クラスⅡ] 認証番号 224AKBZX00111000
エチレンオキサイドガス(E.O.G)滅菌済

- 鍼柄: 材質 ステンレス、長さ 20mm、直径 1.2mm
- 鍼体: 材質 Pro-C/Pro8P…ステンレス、
S-C/S8P…ステンレス(コーティング加工)
- 鍼管: 六角鍼管(内径)約1.8mm(直径)長側 約3.8mm 短側 約3.5mm

番手(mm)	カラー	1寸 (30mm)	1寸3分 (39mm)	1寸6分 (48mm)	2寸 (60mm)
#00(0.12)	アイボリー	○	○	—	—
#0(0.14)	グリーン	○	○	○	—
#1(0.16)	レッド	○	○	○	—
#2(0.18)	グレー	○	○	○	—
#3(0.20)	ブルー	○	○	○	○
#4(0.22)	ピンク	△	○	○	—
#5(0.24)	イエロー	○	○	○	○
#8(0.30)	パープル	—	—	—	○

※△印はPro8P/S8Pを製造しておりません。



NEO ディスポ鍼 1Pタイプ (1箱100本入)

KN-136 **1,420円**

(クラスⅡ) 認証番号 21500BZY00569000
プラスチック入り
ステンレス鍼
エチレンオキサイドガス滅菌済



NEO ディスポ鍼 4Pタイプ (1箱240本入)

KN-137 **2,780円**

(クラスⅡ) 認証番号 21500BZY00569000
1パックにステンレス鍼4本と鍼管1本
をセットしたもの
エチレンオキサイドガス滅菌済



NEO ディスポ鍼 クサビタイプ

KN-153 **1,420円**

(クラスⅡ) 認証番号 21500BZY00569000
クサビを使って鍼管と固定。クサビの色はシートや床に
落ちてすぐに見つけられる鮮やかなオレンジ色です。
エチレンオキサイドガス滅菌済 ステンレス鍼

サイズ表
「1Pタイプ」「4Pタイプ」「クサビタイプ」共通

	1寸 30mm	1寸3分 39mm	1寸6分 48mm	2寸 60mm
0番(0.14mm) グリーン	○	○	○	—
1番(0.16mm) レッド	○	○	○	—
2番(0.18mm) ホワイト	○	○	○	—
3番(0.20mm) ブルー	○	○	○	○
4番(0.22mm) ピンク	○	○	○	—
5番(0.24mm) イエロー	○	○	○	○



NEO ディスポ鍼 SPタイプ (1箱100本入)

KN-152 **1,540円**

(クラスⅡ) 認証番号 226AGBZX00056000
ステンレス鍼 エチレンオキサイドガス滅菌済
●プラスチック製カラー鍼柄でいつでも鍼の番手(太さ)を確認できます。
鍼柄の先が丸いので、治療家の手にやさしい設計です。
●なめらかな刺入感のために鍼体へのシリコーンコーティング加工を施しました。国の定める安全基準をクリアした医療用シリコーンを使用しておりますので、安心してお使いいただけます。
●押し出すだけでかんたんに解除できるワンタッチ方式を採用。
片手のみの操作が可能でゴミが出ません。

* NEO ディスポ鍼の鍼体・鍼管は国産材料を使用しています。

サイズ表 「SPタイプ」

	5分 15mm	1寸 30mm	1寸3分 39mm	1寸6分 48mm	2寸 60mm
03番(0.10mm) サクラ	○	—	—	—	—
02番(0.12mm) オレンジ	○	—	—	—	—
0番(0.14mm) グリーン	○	○	○	○	—
1番(0.16mm) レッド	○	○	○	○	—
2番(0.18mm) グレー	○	○	○	○	—
3番(0.20mm) ブルー	—	○	○	○	○
4番(0.22mm) ピンク	—	○	○	○	—
5番(0.24mm) イエロー	—	○	○	○	○



アサヒディスポ銀鍼
100本入 [5本×20]

KN-135 **3,500円**

(クラスⅡ) 認証番号 219ALBZX00009000
銀鍼(各種金属混合)
エチレンオキサイドガス(E.O.G) 滅菌済

サイズ表

鍼の長さ	1寸 30mm	1寸3分 39mm	1寸6分 48mm	8分(柄)×8分(鍼) 24mm×24mm
0番(0.14mm)	—	○	—	—
1番(0.16mm)	○	○	○	○
2番(0.18mm)	○	○	○	○
3番(0.20mm)	○	○	○	—
4番(0.22mm)	—	○	○	—
5番(0.24mm)	—	○	○	—
6番(0.26mm)	—	○	○	—



アサヒディスポ鍼 S
50本入

KN-133B **1,000円**

(クラスⅡ) 認証番号 21100BZZ00158000
ステンレス鍼
エチレンオキサイドガス(E.O.G) 滅菌済

サイズ表

鍼の長さ	1寸 30mm	1寸3分 39mm	1寸6分 48mm
0番(0.14mm)	—	○	—
1番(0.16mm)	○	○	○
2番(0.18mm)	○	○	○
3番(0.20mm)	○	○	○
4番(0.22mm)	○	○	○
5番(0.24mm)	—	○	○



ニューニードル(ディスポ・ステンレス) 前田製 (1箱100本入)

KN-139 (放射線滅菌済鍼) (クラスⅡ)

太さ	長さ	1寸 30mm	寸3 40mm	寸6 50mm	2寸 60mm	2寸5分 75mm	3寸 90mm
露	0.12	2,500円	2,500円				
毛鍼	0.14	2,500円	2,500円	2,500円			
1番	0.16	2,500円	2,500円	2,500円			
2番	0.18	2,500円	2,500円	2,500円	2,700円		
3番	0.20	2,500円	2,500円	2,500円	2,700円	3,000円	3,300円
4番	0.22	2,500円	2,500円	2,500円	2,700円	3,000円	3,300円
5番	0.24	2,500円	2,500円	2,500円	2,700円	3,000円	3,300円
6番	0.26	2,500円	2,500円	2,500円	2,700円	3,000円	3,300円
7番	0.28	2,500円	2,500円	2,500円	2,700円	3,000円	3,300円
8番	0.30	2,700円	2,700円	2,700円	2,700円	3,000円	3,300円
9番	0.32	2,700円	2,700円	2,700円	2,700円	3,000円	3,300円
10番	0.34	2,700円	2,700円	2,700円	2,700円	3,000円	3,300円


ニューニードル(ディスポ銀) 前田製 (1箱100本入)

KN-140 (放射線滅菌済鍼) (クラスⅡ)


番手	線径	寸法	30mm	40mm	50mm	60mm
		1寸	寸3	寸6	2寸	
毛鍼	0.15	5,000円	5,000円			
1番	0.16	5,000円	5,000円	5,000円		
2番	0.18	5,000円	5,000円	5,000円	5,500円	
並3	0.21	5,000円	5,000円	5,000円	5,500円	
4番	0.23	5,000円	5,000円	5,000円	5,500円	
5番	0.25	5,000円	5,000円	5,000円	5,500円	



最高級針 カナケステンレス針 鍼尖から鍼体まで、手作りによるバフ(鏡面)仕上げを施している最高級鍼



カナホルダー入



紙包

(カナケステンレス針50本入)
標準はカナホルダー入になっています。
紙包ご希望の方はご指定ください。

カナケステンレス鍼 (50本入) KN-101 (クラスⅠ) 14B2X00009130101

太さ	00番	0番	1番	2番	3番	4番	5番	6番	7番	8番	10番	15番
長さ	0.13mm	0.14mm	0.16mm	0.18mm	0.20mm	0.22mm	0.24mm	0.26mm	0.28mm	0.30mm	0.34mm	0.44mm
5分 15mm	2,250円											
8分 25mm												
1寸 30mm									2,750円		3,000円	4,000円
1寸3分 40mm	2,500円											
1寸6分 50mm												
2寸 60mm	2,750円								3,000円		3,250円	4,250円
2寸5分 75mm	3,000円								3,250円		3,500円	4,500円
3寸 90mm									3,500円		3,750円	4,725円
3寸5分 105mm									3,750円		4,000円	5,000円


0=毛針 00=かすみ



銀鍼 (50本入)

KN-102

(クラスⅠ)



太さ	1番	2番	3番	4番	5番	6番
長さ	0.16mm	0.18mm	0.20mm	0.22mm	0.24mm	0.26mm
1寸 30mm						
1寸3分 40mm	2,500円					
1寸6分 50mm						
2寸 60mm	2,750円					



カナケはり“すずらん”

(1包100本入)

KN-110 4,500円



針長	No. 太さ	1番	2番	3番	4番	5番	6番	~10番
		0.16mm	0.18mm	0.20mm	0.22mm	0.24mm	0.26mm	
30mm (1寸)		●	●	●	●	●		
40mm (1寸3分)		●	●	●	●	●	●	
50mm (1寸6分)		●	●	●	●	●	●	●
60mm (2寸)				●	●	●	●	●

表にないものの御注文もお受けしていますが、1週間~10日程お待ちいただくことがあります。



前田銀鍼 (銀針: 1包50本)

KN-112 2,500円

針長	太さ(mm)	1番	2番	3番	4番	5番	~10
		0.16	0.18	0.20	0.22	0.24	
1寸	30mm	●	●	●			
1寸3分	40mm	●	●	●	●	●	
1寸6分	50mm	●	●	●		●	
2寸	60mm						



金鍼

KN-113

(クラスⅠ)


金針: 1本単位でお取り扱いいたします。
価格は変更いたします。

金鍼18K

※金の価格が不安定の為、時価にての
販売になります。
ご注文の際はお問い合わせください。


針長	太さ(mm)	1番	2番	3番	4番	5番	6番	~10番
		0.16	0.18	0.20	0.22	0.24	0.26	
1寸	30mm	1本 750円~ (H31年4月現在)						800円
1寸3分	40mm	1本 750円~ (H31年4月現在)						800円
1寸6分	50mm	1本 800円~ (H31年4月現在)						850円
2寸	60mm	1本 950円~ (H31年4月現在)						1000円

※地金の価格変動により、表示されている価格は参考表示にしております。




ステンレス
太八角針管 (1本)
KN-301A

0.5、0.8 **300円**
10、13、16 ... **400円**
20、25 **450円**
30、35 **550円**




ステンレス
細八角針管 (1本)
KN-302A

0.5、0.8 **300円**
10、13、16 ... **400円**
20、25 **450円**
30、35 **550円**



ステンレス
細丸針管 (1本)
KN-303

0.5、0.8 **200円**
10、13、16 ... **300円**
20、25 **400円**
30、35 **500円**



クロームメッキ
斜刺用針管 (1本)
KN-306

10、13、16 ... **400円**
20、25 **500円**



クロームメッキ
散針用両窓針管 (1本)
KN-307

10、16 **400円**



クロームメッキ
散針用片窓針管 (1本)
KN-308

10、13、16 ... **400円**
太八角



18金針管 (六角) (1本)
KN-312

10、13、16 ... **時価**

※金額は参考価格時価につき、お問い合わせください。
※地金の価格変動により、表示されている価格は参考表示にしております。

針 管	
05=5分 (30mm)	
08=8分 (39mm)	
10=1寸 (45mm)	
13=1寸3分 (54mm)	
16=1寸6分 (63mm)	
20=2寸 (75mm)	
25=2寸5分 (90mm)	
30=3寸 (103mm)	
35=3寸5分 (120mm)	

鍼体に触れずに片手そうかんができる


鍼そうかんホルダー
(7本セット)

KN-605 **3,000円**

(1本)

KN-605B **500円**

オートクレーブで滅菌消毒の際は
リユース側のキャップを外し、
逆側の穴を合わせガーゼ等で包ん
でから、滅菌してください。



鹿皮

KG-113 **1,500円**
約12×12cm




針のばし

(大)
KG-111 **1,000円**


(小)
KG-110 **500円**

針皿・皮内針

円皮鍼・平軸皮内針・9の字皮内針・MP針



円皮鍼 (A) 50本入
 ST KN-205 **1,000円**
 STG KN-206 **1,400円**
 (クラス I)



STG (ステンレスゴールド) ST (ステンレス)

円皮鍼 (B) 20本シール付
 ST KN-207 **500円**
 STG KN-208 **650円**
 (クラス I) 15600BZZ00347000

(A)・(B) 共通サイズ表



	径	太さ	針
No.6	3.2mm	0.26mm	1.55mm
No.4大	2.85mm	0.22mm	1.55mm
No.4中	2.6mm	0.22mm	1.35mm
No.4小	2.0mm	0.22mm	1.10mm



円皮鍼 アサヒ ディスボタッチ B 100本入
 (電子線滅菌済)
 KN-234 **2,000円**

100本入 (2本×50袋)
 認証番号 226ALBZZ00024000

サイズ	線径×針長さ×リングの直 (mm)
S	0.22×1.10×2.00
M	0.22×1.35×2.60
L	0.22×1.55×2.85



平軸皮内鍼 (200本入) ST KN-201 **3,600円**
平軸皮内鍼 (100本入) ST KN-203 **1,800円**

短軸と長軸がごさいますのでご指定ください。〔クラス I〕
 ●何れも針長3mm・5mm・7mmの3種あります。
 ●プラスチックケース入り



9の字皮内鍼 50本入 (台紙付) ST KN-209 **900円**
9の字皮内鍼 100本入 (バラ) ST KN-212 **1,700円**
9の字皮内鍼 50本入 (台紙付) STG KN-210 **1,250円**
9の字皮内鍼 100本入 (バラ) STG KN-213 **2,300円**


針長、3、4、5、6、7、9mmの6種類 〔クラス I〕

〔注〕ST…ステンレス製、STG…ステンレスに金メッキを施したもの




MP円皮針 (針はステンレス)
 KN-222 **800円**

〔クラス I〕
 直径5.6mm/m、厚さ2mm/mのM (垂鉛) P (銅)
 板に円皮No.4 小φ2.0mm/m、針長1.1mm/mを中央に固着させたものです。
 1パック……(MP 5対) 固定シール付



MP針 (10mm)
 KN-221 **1,600円**

各10本入
 〔クラス I〕14600BZZ00067000



M針 (15mm/m)
 KN-221B **1,600円**
 10本入



P針 (15mm/m)
 KN-221C **1,600円**
 10本入

急性の痛みに



ソマセプト 1箱 100個入

L KN-496A **10,000円**

直径7mm、製品ディスク：17×17mm

S KN-496B **10,000円**

直径4mm、製品ディスク：16×17mm

カートリッジ(プラスチック台)：29×23mm



L



S

安全で使いやすい

ソマセプト・ソマレゾンのマイクロコーンは、微細なので皮膚を傷つけず、安全に利用することができます。貼付することによる痛みはほとんど感じられません。

持続的な痛みの緩和

安全で扱い易い簡便さと、医療機器としての確実な刺激を両立させた設計のソマセプト・ソマレゾン。わずかな振動や圧迫が、マイクロコーンを振動させて刺激を送り続けます。

創業より培ったプラスチック加工技術で実現可能となった、刺さない鍼

マイクロコーン母体は、製品ディスクの中にあり、集合体として面を形成。これがやさしい刺激の源になっています。

腰痛、肩こりに



ソマレゾン 1箱 100個入

L KN-497A **10,000円**

直径7mm、製品ディスク：17×17mm

S KN-497B **10,000円**

直径4mm、製品ディスク：16×17mm

カートリッジ(プラスチック台)：29×23mm



L




S

マイクロコーンケア

薬物や磁気を使わず、皮膚を傷つけない、やさしい治療のマイクロコーンケアが広がってきています。

特殊な樹脂で形成された微細な突起(=マイクロコーン)による継続的な皮膚刺激が、痛みや凝りを緩和します。



ソマセプト ソマレゾン

※ソマセプト・ソマレゾンは、特許取得技術(第4828166 接触鍼)により製造されています。

優しい刺激の頻尿ケア



非能動型接触鍼

ソマプレーン 1箱1個入

KN-237 **3,000円**

〔クラスⅠ〕22B3X10002000005

器械器具80 はり又はきゅう用器具

ローラー針としてお使いください。

一人1本の個人用製品です。

エラストマー樹脂



重さ 4g

優しい皮膚刺激で、夜間頻尿をケア

エラストマー製のローラー鍼ソマプレーン。やさしい、軽微な皮膚刺激を与えます。


皮膚に転がすだけの簡単な利用方法。ご自身で手軽にケアしていただけます。



保管に便利な専用ケース入り

円皮針用絆創膏の特長

円皮針用と表示の絆創膏は裏面に丸く切り込みが入っています。予め針をセットしておくと、剥がす時に一緒に針が付いてきますので便利です。



①円皮針用絆創膏

KN-262 **1,000円**

皮内針用絆創膏

KN-262B **1,000円**

布製 φ20mm (10×10枚入)

②円皮針用絆創膏

KN-263 **1,000円**

皮内針用絆創膏

KN-263B **1,000円**

布製 φ14mm (20×10枚入)

③円皮針用絆創膏

KN-268 **1,000円**

皮内針用絆創膏

KN-268C **1,000円**

布製 φ10mm (40×10枚)

④円皮針用絆創膏

KN-267 **1,000円**

皮内針用絆創膏

KN-267B **1,000円**

ビニール φ20mm (10×10枚)

⑤円皮針用絆創膏

KN-266 **1,000円**

皮内針用絆創膏

KN-266B **1,000円**

ビニール φ14mm (20×10枚)

⑥円皮針用絆創膏

KN-264 **1,000円**

皮内針用絆創膏

KN-264C **1,000円**

ビニール φ10mm (40×10枚)

⑦だ円皮内針用絆創膏

KN-265 **1,000円**

ビニール9×φ7mm (48×10枚)

⑧皮内針用絆創膏

KN-301 **800円**

和紙13×φ13mm (40×10枚)

⑨皮内針用絆創膏

KN-302 **800円**

和紙8×φ8mm (90×10枚)



集毛針〔強〕クローム

KN-401 2,300円


強一刺激は強い。タタキ針、瀉針として用いる。
長さ75mm、φ12mm、16本針
〔クラスⅠ〕14B2X00009130201



集毛針〔弱〕クローム

KN-402 2,300円

弱一刺激は弱い。補針として用いる。
長さ75mm、φ12mm、16本針
〔クラスⅠ〕14B2X00009130201



集毛針〔箱入〕〔強・弱両用〕クローム

KN-404 4,400円


長さ98mm、φ12mm、補瀉両用、16本針
〔クラスⅠ〕14B2X00009130201



集毛針〔強〕ゴールド

KN-401G 3,500円

強一刺激は強い。タタキ針、瀉針として用いる。
長さ75mm、φ12mm、16本針
〔クラスⅠ〕14B2X00009130202



集毛針〔弱〕ゴールド

KN-402G 3,500円

弱一刺激は弱い。補針として用いる。
長さ75mm、φ12mm、16本針
〔クラスⅠ〕14B2X00009130202



集毛針〔強・弱両用〕ゴールド

KN-404G 5,600円

長さ98mm、φ12mm、金メッキ、16本針
〔クラスⅠ〕14B2X00009130202



補法集毛針

KN-458 6,300円

50本バナ付 φ20mm×90mm
〔クラスⅠ〕



梅花針（九星針）

KN-430B 3,300円


ステンレス製、長さ185mm、9本針
〔クラスⅠ〕



梅花針（九星針）

KN-430 2,800円


アルミ製、長さ185mm、9本針
〔クラスⅠ〕



5針小児はり

KN-407 2,300円

補用、長さ62mm、バナ式弱刺激
〔クラスⅠ〕14B2X00009130401



ホーキ針

（長）

KN-432 920円

全長70mm（軸40mm＋針長30mm）

（中）

KN-433 800円


全長65mm（軸40mm＋針長25mm）

（短）

KN-434 700円

全長55mm（軸40mm＋針長15mm）

（長）は弱刺激、（短）は強刺激



ホーキ針セット
（ケース入）

KN-431 2,100円

小児針、擦過針



ローラー針 (強)
擦過針、強刺激
クローム
KN-414 1,500円
ゴールド
KN-414G 2,300円
長さ 75mm、巾 24mm、φ 14mm



ローラー針 (弱)
擦過針、弱刺激
クローム
KN-413 1,500円
ゴールド
KN-413G 2,300円
長さ 68mm、巾 24mm、φ 14mm



**長柄ローラー針
円針付**
KN-415B 3,500円
KN-415BG 4,600円
長さ 160mm、巾 24mm、φ 17mm



**長柄ローラー針
貝利針付**
KN-413B 2,300円
KN-413BG 3,500円
長さ 125mm、巾 24mm、φ 14mm



ローラー付集毛針ゴールド
〔弱刺激〕 KN-417G 4,600円
〔強刺激〕 KN-416G 4,600円
長さ 95mm、巾 30mm、φ 15mm、金メッキ
〔クラス I〕 14B2X00009130302



ローラー付集毛針クローム
〔弱刺激〕 KN-417 3,500円
〔強刺激〕 KN-416 3,500円
長さ 95mm、巾 30mm、φ 15mm
〔クラス I〕 14B2X00009130301




ローラー付き貝利太針
クローム KN-415 2,900円
ゴールド KN-415G 4,100円
ローラー針は弱刺激 長さ 80mm、巾 30mm、φ 15mm



玉昌ローラー (箱入)
KN-418 5,200円
擦過針大人用強刺激
長さ 140mm、巾 65mm、φ 25mm、260g



ジャンボローラーI
白〔弱刺激〕 KN-419A 5,000円
全長 110mm ローラー巾 43mm φ 20mm
黒〔強刺激〕 KN-419B 5,500円
全長 112mm ローラー巾 43mm φ 20mm



KNプチローラー
KN-482 2,300円
指にはさみ手指で部位を擦るようにローラーをころがして使います。突起部は押し圧に。幼児から大人まで使えるタイプ。サイズ: 38mm×12mm×12mm 重さ: 28g

ローラー針・長柄ローラー針・ローラー付集毛針・玉昌ローラー・ジャンボローラー・KNプチローラー



鍍針

クローム KN-412 1,800円

長さ 124mm

ゴールド KN-412G 2,100円

長さ 124mm

バネのみ KN-412B 200円

小里式鍍針

純銀 KN-457C 5,900円

全長 75mm

金メッキ KN-457B 1,100円

全長 55mm

※地金の価格変動により、表示されている価格は参考表示にしております。



友好小児針

KN-409 1,000円

長さ 60mm

小児全般。補針、刺激が柔らかい。補用



友好太針

KN-445 2,000円

長さ 95mm

補針、刺激が柔らかい。耳針法として使用できる。



バチばり

KN-425 750円


長さ 38mm、瀉針、掻く・さする



長刀針

KN-426 750円

長さ 55mm、瀉針、補瀉両用



松葉針

KN-422 1,200円


長さ 28mm、擦過針、補瀉両用



かきばり

KN-423 1,000円

長さ 38mm、擦過針



三角ばり

KN-424 750円

長さ 50mm、補（頭部）、瀉（尖部）

バチばり金メッキ
KN-425G 1,000円

長刀針金メッキ
KN-426G 1,000円

松葉針金メッキ
KN-422G 1,400円

かきばり金メッキ
KN-423G 1,200円

三角ばり金メッキ
KN-424G 1,000円



三角よねやま式

KN-442 1,100円

長さ 35mm、補瀉両用

皮膚針、皮膚を尖で軽くたたいたり、さすったりして血行促進、淋巴促進を図る。瀉針、擦過針として用いる。



ヘラ針

KN-427 800円

長さ 40mm、巾 6mm

皮膚針、皮膚を尖で軽くたたいたり、さすったりして血行促進、淋巴促進を図る。瀉針、擦過針として用いる。



くまで針

KN-480 800円

長さ 27mm、巾 18mm



たま型小児針

KN-428 700円

長さ 47mm、巾 10mm
皮膚針、熊手針とヘラ針の組み合わせ



員利針

KN-406 600円

長さ 50mm

小児全般。柄の頭は補針、尖は瀉針。



員利太針

KN-405 800円

長さ 77mm

頭が大きいために刺激が柔らかくなる。

員利針ゴールド
KN-406G 900円


員利太針ゴールド
KN-405G 1,200円

米山式 ディスボーザブル

がっさボード



米山式小児針は愛好家が多ことで知られております。この度、ディスボーザブルタイプの“米山式がっさボード”を発売することになりました。衛生面や価格面でメリットも多く、治療院のPRにお使いください。



米山式がっさボード
(1箱100入)

KN-490 2,800円

- サイズ：38mm×20mm×厚さ3mm
- 重さ：約1g ●材質：PVC
- 個別包装（プラスチックバック）

銅イオンのパワー鍍金

銅ポインター（銅製）

小 KN-489A **2,000円**
長さ12cm、太さφ5mm、重さ20g

中 KN-489B **2,600円**
長さ12cm、太さφ8mm、重さ48g

大 KN-489C **3,000円**
長さ12cm、太さφ10mm、重さ74g



※表面に塗工等の処理はしていません。

銅ポインターの活用術

顔面のお灸はとても気を使います。銅ポインターを40°程度のお湯に入れて温め、顔面のツボに当てたりこすったりして刺激をしますと、温灸の代わりに使えます。銅ポインターは2〜3分で冷めます。※銅ポインターは通常鍍金として使います。

アレルギーは最小

KNチタン鍍針（ていしん）

KN-499 **3,800円**

長さ110mm、φ5mm、重さ13g

軽くて丈夫なチタンは
携帯にも便利です。



KNチタン鍍針の特長

- ・金属アレルギーなど起こしやすい患者さまに、部位を気にせず安心して使えます。
- ・軽くて丈夫、サビにくくキズなどが付きにくい。

銅ポインター・チタン鍍針・小児針・現代皮膚針・審美六鍼・小児Kセット



メタルフィッシュ

KN-483 **1,500円**

長さ67mm、幅30mm、擦過針、補漏両用
かわいいお魚の形状は幼児とお話ししながら楽しく治療ができます。ストラップを付ければアクセサリにもなります。
材質：真鍮、クロムメッキ仕上げ
約16g



Mrハーリー

KN-484 **1,500円**

長さ69mm、幅29mm、擦過針、補漏両用
一見笑っているメタルのMrハーリーは幼児と仲良くなるに違いありません。アクセサリにもなります。
材質：真鍮、クロムメッキ仕上げ
約12g



カナにゃん

KN-171 **1,800円**

サイズ：48mm×35mm×1.5mm
重さ：約14g
スチール製クロムメッキ仕上げ



ぶしゃいく ケンくん

KN-172 **1,800円**

サイズ：50×37mm
重さ：約16g
スチール製クロムメッキ仕上げ



現代皮膚針（10本入）

KN-440 **12,000円**

サイズ：長さ177mm×幅110mm×厚さ35mm

友好小児針、貝利針、ホーキ針、松葉針、かき針、三角ばり、長刀針、バチばり、ローラー針、鍍針




審美六鍼（6本入）

KN-487 **10,000円**

サイズ：長さ177mm×幅110mm×厚さ35mm

主に美容にセットされたもの
名前：右から 貝利鍼（いんりしん）、貝鍼（えんしん）、鍍鍼（さんしん）、鋒鍼（ほうしん）、鍍針（ていしん）、鍍鍼（ひしん）



小児Kセット（3本入）

KN-486 **6,000円**

サイズ：長さ175mm×幅90mm×厚さ33mm

KNブチローラー KN-482
メタルフィッシュ KN-483
Mrハーリー KN-484

DA.Stick 5

DA.stick-5は、金とクロームを同時に使えるスタイルにすることで、考えられる作用を能率的にし、手のひらサイズのコンパクトさで、いつでもどこでも手軽に広範にマッサージができることを目的とした商品です。



- +** 肢体の実反応（陽性反応）を寫する作用
電流の流れ：先端から付け根
※実反応とは、興奮状態・痛み・痒み・腫れ・こり
- 虚反応（陰性反応）を補足する作用
電流の流れ：付け根から先端
※虚反応とは、しびれ・冷え・エネルギーが足りない等

期待される使用例

- 過剰な体内静電気・電磁波の体外放出
- 生体電流（気血の流れ）の停滞を調整・正常化
- 頭痛・眼精疲労の緩和
- ほうれい線などフェイシャルへのアプローチ
- 痒みの軽減
- 肩こり・筋肉疲労・痛みの緩和

報告された臨床例

- 頭痛・眼精疲労の緩和
- 生体電流の流れを正常化
- 過剰な体内静電気の放出を促す
- 入眠障害の緩和
- 張り・コリ・痛みの緩和
- フェイシャルへのアプローチによるほうれい線・たるみの改善
- 交感神経の高まりを抑え、自律神経の安定化


ディーエースティック5

KN-238 16,500円

報告のあった使用例

眼精疲労・瞼の重み

ヘッドを①の根元に2〜3秒軽く押しあて、↑に向かってなでるようにゆっくり動かす。
2〜3回繰り返す。
②、③に向かって同じ動作を繰り返しながら移動させる。
●スティックが眼球に直接触れないよう、また眉毛下の窪みを押さえずないようにくれぐれもご注意ください。




ほうれい線・たるみ

一番端のスティックを顔の輪郭にあて、↑に向かってすくい上げるように耳の手前までゆっくり動かす。
2〜3回繰り返しながら涙袋の位置まで少しずつ移動させる。（こめかみに向かって）
●スティックが眼球に直接触れないようご注意ください



頭痛・側頭筋のコリ

額の中央から百会に向かってゆっくりと移動させる。最初と最後は2〜3秒ほど軽く押しあてる。同じ要領で耳の上辺り（側頭筋）までゆっくりと移動しながらマッサージを施す。
●百会：頭のてっぺん、左右の耳を結んだ線と眉間を上がった線の交差するところ



DA.Stick-Energy

ディーエースティックをさらに使いやすくしたモデル

効果報告されている用途

- ツボの探索（取穴法の正確度アップ）
- アトピー性皮膚炎の治療
- 眼精疲労・肩こりの治療
- コリ・痛みの治療 ●筋肉痛・疲労回復
- パソコン使用による電磁波・静電気の滞留による疲労の回復

ディーエースティック・エナジー （ダイオード入）

クローム KN-235A 12,000円

金 KN-235B 12,000円

一極のクローム

+極の金

※2本同時に使用することが出来ます。

DA.Cap


ディーエースティックで見つけた刺鍼ポイントに

鍼のヘッド部分に「ディーエーキャップ」をセットするだけで人体が持っている微弱電流が流れ身体のバランスを整えとされています。ディーエースティックと併用できます。

ディーエーキャップ （ダイオード入）

KN-478 4,500円

赤3本+青3本のセット



耳つぼダイエットを自宅で手軽に

耳つぼは、誰でも自宅で簡単にできるお手軽ダイエットです。ぜひあなたの美容と健康を保つために耳つぼダイエット&健康法を実施して下さい。今日からでもすぐに始められます！




ディーエービューティー

KN-236 12,000円

ローズ

長田式チクチク療法 専用アイテム



人形背面の痛圧刺激ポイントは経穴（ツボ）ではなく、独自の痛圧刺激ポイント表示をしています。解説書付

長田式 デルマトーム人形

KP-284 21,000円

サイズ：高さ約50cm
材質：合成樹脂、中国製

- 手に絶妙にフィットするバランス感覚。
- 金属アレルギーの方にも安心して使えるチタン製。
- 金属加工世界トップクラスの技術、新潟県燕（つばめ）で作られた大変価値のある製品です。



（長田式） チクチクバンバン

KG-125 4,800円

アレルギー軽減のチタン製
長さ11mm φ8mm 幅9mm



長田式器具

KG-124 2,500円

ステンレス製、長さ：12.8mm

- 人間の体には弱い電子の流れがあります。又空気中にも存在します。
ダイオードステッチはその電子の流れを一方に移動させる働きがあります。
- 本品は輸気（補的）と消気（瀉的）それに補瀉中間的ローラーで構成されています。
- 人体の生体エネルギーのバランスが乱れると不健康になるといわれていますが、本品はそのバランスを調整するものであります。



ダイオードステッチ

KN-485 13,500円

基本的な使用法。


- 輸気の部分はピストン（10回～40回）運動による。
- 消気（瀉）部分は軽い押圧の繰り返し。
- ローラー部分は幹部を撫でるように反復させる。30秒～3分。

- A、輸気（補）→こり、痛み、疲れ
- B、消気（瀉）→痛み、こり、重い肩こり
- C、ローラー（補瀉）→しびれ、痛み、こり、疲れ

（例）肩こりの場合


最高圧痛部の中央部に輸気を当て、軽く10回～40回押圧（ピストン動作）し、更にローラーで反復しながら患部が発赤するのを目安に行います。

※基本的な使い方として、肩こりを参考にしてください。



九鍼標準 KN-127 10,000円

①長鍼 ②大鍼 ③鋒鍼 ④鉸鍼 ⑤毫鍼 ⑥圓鍼 ⑦鋌鍼 ⑧鑷鍼 ⑨圓利鍼



小児鍼額入り標本

KN-460 38,000円 36cm×31cm

たま形小児針、三角針、長刀針、搦針、ヘラ針、三角よねやま式、バチ針、くまで針、松葉針、集毛針、単入針、Mrハーリー、メタルフィッシュ、5針小児はり、圓利太針、圓利針、友好小児針、KNプチローラー、梅花針ST、ホーキ針長、ホーキ針中、ホーキ針短、三角皮膚針、鋌針、ローラー付き圓利太針、ローラー針 計25点

長田式デルマトーム人形・チクチクバンバン・長田式器具・ダイオードステッチ・九鍼標準・小児鍼額入り標本

三稜針

三稜針・ランセット・チューシャバン



三稜針 (K)

KN-447B **3,800円**

長さ 105mm、ステンレス刃、針先調節付
〔クラスⅠ〕14B2X00009130501

バネのみ KN-447D **300円**



Kの替刃

KN-447C **2,300円**

長さ 45mm
〔クラスⅠ〕




三稜針 (A)

KN-435 **3,800円**

長さ 105mm、針先調節付
〔クラスⅠ〕

バネのみ KN-435C **500円**

三稜針 (K) 分解図



番号	部品名
1	針 (刃)
2	ホルダー
3	鍼支持金具
4	ストッパー
5	穿刺深さ調整ネジ
A	(鍼可動部)
6	スプリング
7	押鍼部



バネ付き三稜鍼 (小)

KN-435B **3,200円**

長さ 60mm
〔クラスⅠ〕



FEATHER
精度と高品質
— スムースな穿刺切開 —

刃先の拡大図



原寸大



フェザー® ブラッドランセット-SP

KN-481 **2,600円**


1箱200枚入
〔クラスⅡ〕

全長 40mm (針先3mm含む)

■フェザーブラッドランセットSPは、フェザー独自の特殊2段プレス加工により、先端の形状がさらに鋭利になり、よりシャープな切れ味で、スムーズな穿刺切開が可能です。

■ステンレス製、ガンマー線滅菌済、1枚入紙包装です。

突刺抵抗値比較 (従来品比)



医療用具承認番号 (07B) 第1015号



チューシャバン

Sサイズ KN-311S **3,300円**

Mサイズ KN-311M **3,000円**

Lサイズ KN-311L **3,300円**

〔クラスⅠ〕

穿刺部の被覆保護に粘着面に触れず衛生的に貼付可能。

品番	Sサイズ	Mサイズ	Lサイズ
サイズ			
粘着部	20mm×20mm	27mm×27mm	35mm×35mm
パッド部	8mm×8mm (1厚)	13mm×13mm (1厚)	20mm×20mm (1厚)
1袋	10枚	8枚	6枚
1箱	1000枚	480枚	480枚



粒鍼・磁気鍼

シルバーマグ (銀)

KN-522A **1,200円**

1箱300粒入 $\phi 1.2\text{mm}$
主成分は鉄です。磁気はありません。
〔クラスⅠ〕

シルバーマグ (金)

KN-522B **1,500円**

1箱300粒入 $\phi 1.2\text{mm}$
表面に金メッキを施したものです。
〔クラスⅠ〕

銅球

KN-522C **1,200円**

1袋300粒入
 $\phi 1.2\text{mm}$
〔クラスⅠ〕

亜鉛球

KN-522D **1,000円**

1袋300粒入
 $\phi 1.2\text{mm}$
〔クラスⅠ〕



金粒 (粒のみ) 銀粒 (粒のみ)
($\phi 1.2\text{mm}$ と $\phi 1.5\text{mm}$ があります)

金粒 (10,000粒入)

1.2mm (A) KN-520A **10,000円**

1.5mm (B) KN-520B **10,000円**

銀粒 (10,000粒入)

1.2mm (A) KN-519A **6,000円**

1.5mm (B) KN-519B **6,000円**



ガラス粒

KN-530 **3,000円**

直径約1.0~1.5mm 80g入 (約10,000粒)
透明ガラス球



チタン球

300粒 (シール付)

KN-523A **2,000円**

3000粒 (袋入)

KN-523B **12,000円**

アレルギーの心配がほとんどなく、
またイオン化傾向が強いといわれ
る、今注目の純チタン球です。直
径1.2mm
〔クラスⅠ〕

円皮鍼+磁気



ヘルシーバン

KN-223 **1,500円**

酸化鉄粉末成型板 (径4×厚1mm) に円皮針 (針長1mm) が
装備されて、これが絆創膏にセットされています。
〔クラスⅠ〕



ユニコバン (1シート10本入)

KN-314 **1,100円**


磁気板の真中に円皮鍼をセットした鍼治療
器具で、皮膚の表面に張りをもたせ刺入後
に痛みを感じない構造となっています。
磁気板の外径 5.5mm、鍼の太さ 0.22mm、
鍼の長さ 1.1mm 〔クラスⅠ〕



ユニコバンG (1シート10本入)

KN-314G **1,500円**

円皮鍼に24金メッキを施しており、皮膚へ
の刺激がより優しくなっています。
磁気板の外径 5.5mm、鍼の太さ 0.22mm、
鍼の長さ 1.1mm






主成分は鉄です。磁気はありません。

マグレインは、特殊金属粒子をバンソウコウに固定したもので、治療点（ツボ）に貼るとハリや灸と同様の作用をします。

【効能】 頸・肩・腰のこり、こりからくる頸・肩の痛みの緩解。

【用法】

- 皮膚の脂や汗を拭きとってからお貼りください。
- 効果をあげるには貼付点の選定が大切です。
貼付点の見つけ方…こりや痛むところを、治療点（ツボ）と思われるところを指先で押したり、乾布などでさすり、赤くなり、よく感じる場所。
背骨の上を指先で押して、発赤し、重圧を感じる場所を更にマッチ棒やツマヨウジの後部で軽く押して、最も痛く、赤く残る点をとります。
- 少なくとも3日毎に貼りかえてください。



マグレインチタンビーズアクリル絆

φ1.0mm 【クラスⅠ】

200粒入

KN-524A 1,800円


2000粒入

KN-524C 12,000円



アクリル系接着剤を使った製品です。皮膚がかぶれやすい等、過敏な方におすすめて。

※チタンはイオン化作用により、金属アレルギーを起こしやすい方でも安全です。



マグレインチタンビーズクリア

φ1.0mm 【クラスⅠ】

200粒入

KN-524B 1,800円


2000粒入

KN-524D 12,000円



チタン球をクリア（透明）テープにセットした製品、透明なためツボの位置が正確に判断できます。

※チタンはイオン化作用により、金属アレルギーを起こしやすい方でも安全です。



マグレインN（銀粒）


φ1.0mm 【クラスⅠ】

300粒入

KN-511 1,800円

3000粒入

KN-512 12,000円



マグレインN（金粒）


φ1.0mm 【クラスⅠ】

300粒入

KN-511G 1,900円

3000粒入

KN-512G 12,700円



マグレインS（銀粒）


φ1.5mm 【クラスⅠ】

200粒入

KN-513 1,500円

2000粒入

KN-514 10,000円



マグレインS（金粒）



φ1.5mm 【クラスⅠ】

200粒入

KN-513G 1,600円

2000粒入

KN-514G 11,000円



マグレインクリア（銀粒）

φ1.0mm 【クラスⅠ】

240粒入

KN-515 1,800円

2400粒入

KN-516 12,000円



マグレインクリア（金粒）


φ1.0mm 【クラスⅠ】

240粒入

KN-515G 1,900円

2400粒入

KN-516G 12,700円



マグレインファイブ（銀粒）

φ1.0mm、12mm角5粒付 【クラスⅠ】

75枚入

KN-517 1,800円




マグレインファイブ（金粒）

φ1.0mm 12mm角5粒付 【クラスⅠ】

75枚入

KN-517G 1,900円



マグレイン円錐粒

φ2mm 【クラスⅠ】

75粒入

KN-533 1,900円

750粒入

KN-534 12,700円



強力タイプ

N・Sは磁気の記号ではありません。Gは表面に金メッキを施したものです。【絆創膏について】 通常は肌色。クリアは透明の意味。

チタンテープ



チタンを粘着面に
コーティングした
ボディータープ

◀ 70マーク入り

▼ 1000マーク入り



ファイテン
パワーテープ

70マーク入り

KN-306 **700円**

1000マーク入り

KN-306D **7,000円**



通常の約30倍の濃度で
アクアチタンを含浸した
「パワーテープ」のパワー
アップバージョン

ファイテン
パワーテープX30

50マーク入り

KN-532 **1,000円**

通常の約30倍の濃度でアクアチタンを含浸した
「パワーテープ」のパワーアップバージョン

強力型ステンレス粒



— 小さなステンレス粒に3つの特長! —

特長

① 誰でも簡単! 安心! 貼るだけです。

厚生労働省認可商品である「ロイヤルトップ®」は
鍼ではありませんので、何らの資格も要りません。
患者さんにも、不安感や恐怖感等を与えることなく
ご使用いただけると共に、形状が小さい(直径
4mm)ので、指先や耳・目のまわりにも容易に安心
して貼っていただくことができます。

特長

③ 世界でも奇跡の凸部として大好評!

世界各国の人々や医療機関で使用されています。

特長

② ロイヤルトップは皮膚
に効果的な指圧が加えられ
るように形状が工夫されて
います。

先端部で
5 kg / cm
の指圧効果



丸みを帯びた先端が5 kg / cmの指
圧効果をくび・肩・腰のこりに微量
の刺激を与え続け、置鍼と同様の
効果が得られます。

ロイヤルトップ®

KN-506 **3,800円**

〔クラスI〕
1箱300粒入
ステンレス製円盤の直径4mm

ロイヤルトップは皮膚に
効果的な圧力が加えられ
るように中央突起円盤加
工されています。貼るだ
けで先端部には5 kg / cm
の指圧効果があります。


— おすすめの治療ポイント —

肩・首のこりに




顔を下に向け、首の付
け根(肩寄り)付近の一
番出ている骨(第七頸
椎)を探します。
人差し指を先程の骨の
上に重ねます。
骨からまっすぐ頭に向か
い指三本分進んだ部分
(第五頸椎と第四頸椎
の間)にプチバンを貼り
ます。

慢性的な肩のこりに
(四十肩・五十肩など)



結筋(じゆゆ):
腕を下ろした時にできるシ
ワを上にとり肩の骨とぶ
つかる手前の凹むところ
肩井(けんせい):
首の付け根と肩先とのほ
ぼ中央
天宗(てんそう):
腕のつけ根に近いところ
の窪みで、強く押すと腕
にかけて響くような痛みが
走るところ

腰痛に



腎俞(じんゆ):
へそ真後ろから左右外
側に指2本分のところ
志室(ししつ):
へそ真後ろで背骨から
左右に指3本のところ
大腸俞(だいちょうゆ):
ウエストベルトの(腰に
手を当てた)高さで背
骨から指2本分側の
ところ

ゲルマニウム粒


ゲルマニウム&金のWパワー

ゲルマニウム&金の二重構造が、頑固なコリを改善します!

- コリがあり、こわばった首や肩をお持ちの方に
- 腰が重たく、つらい方に
- ヒザの曲げ伸ばしに違和感がある方に

◎中央突起部◎
高純度精製
ゲルマニウム
(99.99%)

ゲルマ粒



高精度精製ゲルマニウムを使用してい
ますので、コリのある部分に貼るだけ
で症状を緩和します。
効果も半永久的なので、長くご使用い
ただけます。

ゲルマコア

KN-529 **35,000円**

〔クラスI〕21500BZZ00319
貼付け型接触鍼ゲルマコア(プラスター付)
ゲルマ粒10粒シート/1シート
替プラスター100枚(10枚×10シート)

(別売)ゲルマコア替プラスター
1袋(100枚入)

KN-529B

2,000円



ゲルマドクター

KJ-613 **30,000円**

〔クラスI〕
純度99.999% 10粒入(丸バン50枚付)

(別売)替シール(100枚入)

KJ-613B **1,500円**





トランスポアー〔白色〕

皮膚のかぶれもなく接着力も強い。

- 幅 12.5mm 長さ 9.1m
KN-271 **200円**
- 幅 12.5mm (1箱 24巻入) 長さ 9.1m
KN-271B **4,000円**
- 幅 25mm 長さ 9.1m
KN-271D **400円**
- 幅 25mm (1箱 12巻入) 長さ 9.1m
KN-271C **4,000円**



マイクロポアー〔肌色〕

通気性抜群、肌色なので目立ちません。和紙タイプ

- 幅 12.5mm 長さ 9.1m
KN-272 **250円**
- 幅 12.5mm (1箱 24巻入) 長さ 9.1m
KN-272B **6,000円**
- 幅 25mm 長さ 9.1m
KN-272D **500円**
- 幅 25mm (1箱 12巻入) 長さ 9.1m
KN-272C **6,000円**



マイクロポアー〔白色〕

KN-273 **165円**
サイズ、材質ともに〔肌色〕と同じです。和紙タイプ

- 1箱 24巻入
KN-273B **3,800円**



スキナゲート

- SG12 12mm×7m 24巻
KN-547A **4,000円**
- SG25 25mm×7m 12巻
KN-547B **4,000円**
- SG50 50mm×7m 6巻
KN-547C **4,000円**

日本人の皮膚にあわせてムレにくさ、かぶれにくさを追求して開発した日本製医療用テープ。手で簡単にカットできる利便性商品



キープポア・1箱

4,000円
ダイヤカット微小孔つき半透明テープ

商品コード	サイズ	1箱
KN-340A	12mm×9m	24巻
KN-340B	18mm×9m	18巻
KN-340C	25mm×9m	12巻
KN-340D	50mm×9m	6巻



サージカルテープ・ハダ・1箱

3,800円
目立ちにくい色調で紫外線をカットする。

商品コード	サイズ	1箱
KN-338A	12mm×9m	24巻
KN-338B	25mm×9m	12巻



サージカルテープ・21N・1箱

3,800円
通気性、透湿性にムレ、カブレが少なく高い粘着性がある。

商品コード	サイズ	1箱
KN-339A	12mm×9m	24巻
KN-339B	18mm×9m	18巻
KN-339C	25mm×9m	12巻
KN-339D	50mm×9m	6巻
KN-339E	75mm×9m	4巻



サージカルテープ

- 12巻入 24mm×9m
KN-334B **3,600円**
- 24巻入 12mm×9m
KN-334C **3,600円**
- レーヨン不織布



キープシルク (1巻)

- KN-337 **250円**
- 1箱 24巻入
KN-337B **5,000円**
- 12mm×9m



ユートクカミバン (10巻入)

- KN-278 **400円**
巾 9mm×10m ※1ケース 20箱入



ニチバン紙バン (10巻入)

- KN-330 **630円**
巾 9mm×10m、和紙防水加工、低刺激性脱脂綿・ガーゼ、シップ剤の固定に
※1ケース 20箱入



ネバノン(大)
KN-257 **3,500円**
全長: 210mm 刃長: 85mm



ネバノン(中)
KN-258 **3,300円**
全長: 170mm 刃長: 70mm



ネバノン(小)
KN-259 **3,000円**
全長: 135mm 刃長: 55mm

ネバノンは

絆創膏やキネシオテープなどのカッティングに最適。
接着剤などをよせつけません。

ネバノンは、ハイカーボンステンレスに特殊な焼入と、ブラックコーティングとフッ素樹脂コーティングが施されています。カッティングワークはいつまでもスムーズです。

ハサミ・ピンセット



ホータイバサミ
KN-241 **8,400円**
ステンレス製 刃渡 10cm



外科剪刀・両鈍
KN-242 **4,350円**
ステンレス製 [クラス I] 刃渡 4.5cm



外科剪刀・片尖片鈍
KN-243 **4,350円**
ステンレス製 [クラス I] 刃渡 4.5cm



外科剪刀・両尖刀
KN-244 **4,350円**
ステンレス製 [クラス I] 刃渡 4.5cm



眼科剪刀・両尖刀
KN-245 **4,350円**
ステンレス製 [クラス I] 刃渡 3cm



外科剪刀反型
KN-351 **4,750円**
ステンレス製 [クラス I] 刃渡 4.5cm



歯科ピンセット
KN-356 **2,200円**
[クラス I] 13cm



トゲ抜きピンセット
KN-253 **1,800円**
12.7cm



皮内針ピンセット
KN-251 **1,800円**
[クラス I] 10.5cm



図工用平型ピンセット
KN-254 **1,500円**
13cm



外科用ピンセット (小)
KN-365 **1,300円**
13cm



外科用ピンセット (中)
KN-364 **1,700円**
15cm



外科用ピンセット (大)
KN-363 **2,100円**
18cm



イボ取りピンセット
KN-361 **6,200円**
130mm



もぐさ(箱入) 業務用

箱のサイズ: 21×28×6cm

特選点灸用もぐさ

KQ-101 11,100円
100g 箱入

最上点灸用もぐさ

KQ-102 8,200円
100g 箱入

点灸用もぐさ

KQ-103 6,700円
100g 箱入

間接灸用もぐさ

KQ-104 7,600円
150g 箱入

上質灸頭針用もぐさ

KQ-105A 7,000円
200g 箱入

灸頭針用もぐさ

KQ-106A 7,000円
300g 箱入

小箱もぐさ 教材用・家庭用

箱のサイズ: 10×15×3cm

小箱もぐさ特選点灸用

KQ-401 1,600円
11g入、線香3本付

小箱もぐさ最上点灸用

KQ-402 1,600円
13g入、線香3本付

小箱もぐさ点灸用

KQ-403 1,600円
17g入、線香3本付

小箱もぐさ間接灸用

KQ-404 1,600円
25g入、線香3本付

小箱もぐさ上質灸頭針用

KQ-405 1,600円
30g入、線香3本付

小箱もぐさ灸頭針用

KQ-406 1,600円
40g入、線香3本付

徳用もぐさ(袋入) 業務用

袋のサイズ: 27×10.5×約42.5cm

(徳用)上質灸頭針用もぐさ

KQ-105B 31,000円
1,000g 袋入

(徳用)灸頭針用もぐさ

KQ-106B 19,200円
1,000g 袋入

温灸用もぐさ(松)

KQ-107 9,200円
1,000g 袋入

温灸用もぐさ(竹)

KQ-108 8,400円
1,000g 袋入

温灸用もぐさ(梅)

KQ-109 6,000円
1,000g 袋入

(徳用)温灸用もぐさ(梅)

KQ-109B 24,000円
5kg 箱入



上晒薬もぐさ
(さらしもぐさ) 1箱
KQ-208
850円
一般向小箱入の
最上もぐさ。
1ケース20箱入
約3g



切りもぐさ
(中) 1箱
KQ-207B
850円
500仕入。
大極上品(特選点灸)。
米粒大に1つ1つ巻い
てあるので点灸用と
してすぐにご利用で
きます。



手指用糸もぐさ
(約200本入)
KQ-238 **2,000円**
太さ約0.5mm
長さ7mmの糸状手指専用もぐさ
韓国製、総量10g



線香 (6束入)
KQ-301 **1,760円**
1束80g 約50~70本×6、
長さ14.5cm 太さφ3.8mm




線香入 太型
KQ-302
3,000円
線香約20本収納



線香消し
KQ-354 **250円**
材質: アルミ製 φ6mm×45mm 約1g
※火の付いた線香にかぶせるだけで消火
します。



携帯灰皿
KQ-355 **500円**
材質: 金属製 φ40mm×H20mm 25g
※飛び出しトレイ付



施灸練習台
KQ-430 **3,200円**
木下晴都先生考案による。
もぐさの大きさや燃焼時間を
一定にさせ、燃焼度を均一に
する技術を修得できます。
付帯品: 施灸練習台1個、
もぐさ3g 線香1束



灸療リング
KQ-312 **900円**



灰取りスプーン
KQ-434 **1,300円**
灸頭針の灰取りがこれ1本でスムーズに行えます。




灸点紙 (灸熱緩和紙) 1箱
KQ-314 **700円**
1箱: 1シート20面×10シート




灸点ペン
赤 KQ-311A **250円**
黒 KQ-311B **250円**



**メディスティック
ペン (赤・青セット)**
KQ-445 **630円**



**スガヤ式
十字キャップ**
KQ-305 **1,200円**
12打入、皿型



**有孔水平
キャップ**
KQ-307 **1,200円**
12コ入、直径14mm



灸点スミ
KQ-313 **500円**



灸点棒 KQ-309 **800円** **灸点器** KQ-310 **1,500円**
スミツボ付。パネ式。

上晒薬もぐさ・切りもぐさ・手指用糸もぐさ・線香・線香消し・携帯灰皿・施灸練習台・灸点ペン

※ ご使用の際は絵柄の紙をはがしてください。



(ロール式)
おんきゅうじゅんがいじょう
温灸純艾條

KQ-409 **1,400円**

体内の寒湿を排泄し、機能の活力を促進する作用があります。
中国製、10本箱入、
直径(約)16mm×長さ(約)210mm

日本人向
たいいつ
太乙薬條

KQ-407 **2,000円**

もぐさを主として、丹参、当归、川芎などの漢方を混合した棒灸。
中国製、10本箱入、
直径(約)17mm×長さ(約)210mm

類似品にご注意ください

弊社で取り扱いの「温灸純艾條・念盈薬條・太乙薬條」は「中国醫薬保健品進出公司 湖南分公司」製で品質が保証されている製品です。

**持続性
抜群!**

なんと

1本約200分!!

- 固巻ロールもぐさ
- 燃焼時間が長い
- 熱感、熱効率とも抜群
- 燃焼面が均一で使い易い



養根命温灸 (1箱10本入)

KQ-428 **1,800円**

直径(約)20mm 長さ(約)20cm

ロール状艾燃焼試験

	1本燃焼時間	香	熱量
養根命温灸	約200分	少ない	高い
太乙薬條	約100分	中程	やや高
念盈薬條	約100分	中程	やや高
温灸純艾條	約100分	中	やや高
無煙ロールもぐさ	—	中	高い

完全使い切りの接続
シール付



ピアの葉温灸に最適な硬巻き仕上げ

枇杷葉温圧棒としての特別仕立



温圧棒 (大)

KQ-423A **3,500円**

1箱2本入
直径(約)35mm
長さ(約)20cm
秘伝枇杷(ピア)葉
温圧療法、解説書付

温圧棒 (中)

KQ-423B **3,600円**

10本入
直径(約)20mm
長さ(約)20cm



新火消しつぼ

KQ-411B **1,550円**

金属製、便利な切込入
温灸純艾條向
約φ18.5×36mm、重さ100g

微煙・微臭タイプ



ねりもぐさ

KQ-348 **1,500円**

1箱(20本入)、重さ:約7g、
長さ:約12.5cm、φ約10mm



木製フード柄付

KQ-414 **1,700円**

【フード】外径:約60mm、高さ:約93mm
全長:約290mm(柄の長さ:約230mm含む)
フードの上下部分はゴム製です。



**温灸治療器
ホットラークン**

KQ-341

4,300円 ※生産終了

【クラスII】
本体・火消しツボ・
薬條灸3本付

内部に熱源をセットし、温めた先端部を転がして温めるアイテム



経絡温灸棒 (中) 1本

KQ-349 **2,700円**

同梱物: メンテナンス用ブラシ、手ぬぐい



リンドウ7mm (12本入)

KQ-349B **1,800円**

経絡温灸棒 (中) 用 熱源 (炭化もぐさ) φ7mm



経絡温灸棒 (小) 1本

KQ-350 **2,400円**

同梱物: メンテナンス用ブラシ、手ぬぐい



リンドウ4mm (25本入)

KQ-350B **2,100円**

経絡温灸棒 (小) 用 熱源 (炭化もぐさ) φ4mm

無煙タイプ 灸製品

- 煙もなく、匂いも微量。
- あぶり灸として使う。
- 熱量があり、ロール状のもぐさよりも治療時間の短縮になる。



無煙艾条 (5本入)

KQ-420 **1,300円**

温灸用ねりもぐさ (炭化状)、
直径 (約) 14mm × 長さ (約) 115mm



無煙棒灸 大 (1本入り)

KQ-439 **500円**

もぐさを炭化状にしたもの、無煙、微香性の棒灸。
和紙包、手を汚さずにそのまま点火して使用する製品。
サイズ: 直径約 19mm 長さ約 205mm
重さ約: 50g (台湾製)



無煙棒灸 小 (1箱10本入)

KQ-440 **1,500円**

炭化もぐさ、着火しやすく作業もスピーディです。
手を汚さない和紙包装でそのまま使えます。
材料: 炭化状もぐさ 和紙包
サイズ: 直径約 9mm × 長さ約 120mm
重さ約: 6g (1本)



着火について

- ① 白い和紙の上からガスコンロ等を使い着火します。表面が均一に赤くなるまで。
- ② 口で強く吹くと火の粉が出ますのでご注意ください。
- ③ あぶり灸として使います。



消火について

- ① 消火するときは、先端 1cm 程水に浸けて消火してください。(3秒以上) 消火を確認してください。
- ② 再使用する場合は、ある程度乾燥した状態であることを確認してください。

灸頭鍼はやりたいけれど煙と臭いがちょっと…という先生方へ



- バネ型受け皿が炭化又の落下を防止します。
- バネ型受け皿だから灸の輻射熱をさまたげません。
- 軽量化を実現しました。
- 微煙、微臭の炭化灸で室内をクリーンに保てます。



ラック灸 (20個入)

KQ-264A **1,000円**

バネ型受け皿 20個、炭化艾 20個



ラック灸 500

KQ-264B **9,500円**

バネ型受け皿 32個、炭化艾 500個、保存袋 1袋



①炭化艾のセット (ラック灸500の場合)

炭化艾の穴側と外側をピンセットで掴むとセットしやすくなります。



②ラック灸のセット

刺した鍼の鍼柄に本製品をセットしてください。その際、鍼柄を指で持つとセットしやすくなります。



③点火

炭化状の上の方を着火装置などで点火してください。また、鍼体に炎が当たらないよう注意してください。



④ラック灸の燃焼・取外し

点火して燃え尽き、針柄がさめるまで6分程かかります。鍼から取り去る時は、熱くなっていますので直接手で触れずピンセットなどを使用してください。また、同時に鍼が抜けないように鍼体を乾綿等で持って外すと安全です。



⑤抜鍼

鍼柄が十分に冷めてから抜鍼してください。

※注 ラック灸 (20個入) はバネ型受け皿と炭化艾がセットですが、ラック灸500は灸頭鍼治療を頻繁に行う先生にお勧めのためセットではありません。ご購入の際は、予め内容物をご確認ください。



電子温ねつ灸

KQ-334 **16,500円**

【クラスⅡ】
100V4W もぐさキャップ8個付



電子温ねつ灸用 もぐさキャップ (12入)

KQ-334B **1,700円**



替えもぐさ ニンニクキャップ (12入)

KQ-334C **1,700円**

ホットブルーン (温熱+振動) 温熱バイブレーター

KQ-335 **33,000円**

【クラスⅡ】
100V5W 替えもぐさ 12個付

ホットブルーン用替えもぐさ

ニンニクもぐさ (24枚)

KQ-335C **5,000円**

ピワもぐさ (24枚)

KQ-335D **5,000円**

もぐさ (24枚)

KQ-335E **5,000円**

ご家庭でいつでも気軽にできる温熱器




家庭用温熱器 ヒラタ・クン

KQ-347 **170,000円**

【クラスⅡ】

- 電源: AC100V~240V
- アダプター定格: DC24V 2.7A
- 設定温度 45°~70°
- 温熱コテ サイズ: L220mm × H30mm
- 温熱コテ 重さ: 80g
- 大きさ (ケース): 29cm × 17cm × 7cm (幅 × 奥行 × 高さ)
- 重量: 2kg (ケース含む)
- 付属品: 取扱説明書、コントローラー、AC/DCアダプター、電源コード、アルミケース

コテ (ローラー先端の尖った方) の先が皮膚に直角にあたるようにして、1秒間に2~4回の速さで皮膚を軽く叩きます。一瞬熱く感じる所が症状のツボです。





徳用灸頭針用切艾 A

350入 バラ 箱入

KQ-230 3,300円

直径(約)11mm×長さ(約)1.0cm



徳用灸頭針用切艾 B

350入 串ざし

KQ-230B 3,600円

直径(約)11mm×長さ(約)1.5cm



灸頭針用切艾特大

※太さはロール状の艾

200入 バラ 箱入

KQ-230C 3,300円

直径(約)15mm×長さ(約)1.5cm

徳用灸頭針用切艾・しん灸ソフト・カナ灸雅



ビワエクス入り台座灸

しん灸ソフト (144点入)

KQ-351A 2,000円

調熱絆11枚付

しん灸ソフト (1080点入)

KQ-351B 12,000円

業務用

独自製法によりビワエキスを加えた、ソフトタイプの台座灸です。燃焼時間約6分、設定温度約40℃～41℃(日本製)

生産量に限りがあるため、只今予約商品となっています。

カナ灸雅

- 煙を削減
- 理想の温度バランス
- 安心低価格



良質もぐさの
良い香り



レギュラー

お灸本来の浸み込む『熱量タイプ』

マイルド

心地よい温度の『マイルドタイプ』

ソフト

美顔用につくられた『ソフトタイプ』



カナ灸雅 業務用
1箱【1080点入】 13,600円

レギュラー KQ-110A
マイルド KQ-111A
ソフト KQ-113A



カナ灸雅
1箱【180点入】 2,500円

レギュラー KQ-110B
マイルド KQ-111B
ソフト KQ-113B



※図のみの販売で中身は入っていません。

カナ灸雅 処方函 業務用
30枚入

KQ-112 1,000円

カナ灸雅の30点用小箱(処方用)。箱には治療院等の表示欄があるので、患者様に少量の販売ができるようにしたものです。詳細については弊社にお問合せください。

大和漢



熱 温 度

ソフト

マイルド

弱

強

低い

高い

達磨(だるま)

強	600入	KQ-250A	7,800円
弱	600入	KQ-250B	7,800円
マイルド	600入	KQ-250C	7,800円
ソフト	600入	KQ-250D	7,800円

ソフト マイルド 弱 強

筒底のノリに水を付けて使います。
熱さは4タイプ。部位や体質により使いわけください。



紙筒型ミニ灸

強(直径10.5mm、高さ11.5mm) マイルド(直径10mm、高さ13mm)
弱(直径10.5mm、高さ12mm) ソフト(直径9mm、高さ14.5mm)

達磨スーパータックル

強	600入	KQ-259A	7,800円
弱	600入	KQ-259B	7,800円
マイルド	600入	KQ-259C	7,800円
ソフト	600入	KQ-259D	7,800円

ソフト マイルド 弱 強

肌への接着はシール式でワンタッチ。(水を使いません)
強さ別の押し出し棒は腕に装置して使います。
皮膚に優しい糊を使用し、粘着力を更に強化! 水付け不要!
また、押し出し棒は腕時計型で作業効率を更にアップ!
熱さは4タイプ。部位や体質により使いわけください。



紙筒型ミニ灸

強(直径10.5mm、高さ11.5mm) マイルド(直径10mm、高さ13mm)
弱(直径10.5mm、高さ12mm) ソフト(直径9mm、高さ14.5mm)

響(ひびき)

灸頭鍼用ロール切艾

強	200入	KQ-251A	2,500円
弱	200入	KQ-251B	2,200円

弱 強




灸頭針用ロール切艾

強(直径14mm、高さ15mm) 弱(直径12mm、高さ14mm)

柔(やわら)

強	200入	KQ-252A	2,200円
弱	200入	KQ-252B	2,200円
マイルド	200入	KQ-252C	2,200円
ソフト	200入	KQ-252D	2,200円

ソフト マイルド 弱 強



台座式ミニ灸

強(直径6mm、高さ10mm) ※台座の厚みで温度をコントロールします。
弱・マイルド・ソフト(直径5mm、高さ10mm)

極(きわみ)

ロングセラーの柔(やわら)の姉妹品。

柔の特長をそのまま継承し生産コストを極限まで抑えた新商品。

強	180入	KQ-268A	2,200円
弱	180入	KQ-268B	2,200円
マイルド	180入	KQ-268C	2,200円
ソフト	180入	KQ-268D	2,200円

ソフト マイルド 弱 強



台座式ミニ灸

強(直径6mm、高さ10mm) ※台座の厚みで温度をコントロールします。
弱・マイルド・ソフト(直径5mm、高さ10mm)

達磨(だるま)・達磨スーパータックル・響(ひびき)・柔(やわら)・極(きわみ)

山 正

長生灸・長生灸お灸日和・つぼ灸 NEO NEXT・長安 NEO DX・雪の華・赤箱・調熱絆



長生灸ライト

1000 壮入
KQ-261A 12,100円


200 壮入
KQ-261B 2,860円



長生灸レギュラー

1000 壮入
KQ-224 12,100円

200 壮入
KQ-224B 2,860円



長生灸ハード

1000 壮入
KQ-262A 12,100円

200 壮入
KQ-262B 2,860円



長生灸ソフト

1000 壮入
KQ-446A 12,100円

200 壮入
KQ-446B 2,860円



長生灸お灸日和フルーツ

業務用 1000 壮入
KQ-441A 19,360円

小箱 50 壮入×6 箱
KQ-441B 6,600円

患者様販売用で
※6 箱入りでの販売のみとなります。



- 水で濡らさずそのまま施灸（シールタイプ）
- 押し棒不要、片手で取って貼るだけ



つぼ灸 NEO NEXT

レギュラー 600 入 KQ-435A 10,080円

レギュラー 120 入 KQ-435B 2,210円

マイルド 600 入 KQ-437A 10,080円

マイルド 120 入 KQ-437B 2,210円

※底面に粘着シートがあり、台座からはがせやすく使えます。



- 水で濡らさずそのまま施灸



長安 NEO DX

レギュラー 600 入 KQ-260A 5,780円

レギュラー 120 入 KQ-260B 2,100円

マイルド 600 入 KQ-266A 5,780円

マイルド 120 入 KQ-266B 2,100円



日本一黄金山 雪の華 (30g)

KQ-447 9,240円 線香付



赤箱 日本一黄金山 (10g)

KQ-443 1,850円 線香付小箱



調熱絆

KQ-263 400円



カマヤミニスモークレス

120入 **KQ-257A 2,200円**
業務用600入 **KQ-257B 9,500円**



温暖灸頭鍼用

KQ-249A 4,100円

炭化艾120コ、灰とりスプーン1本、
専用キャップ6コ付


炭化艾 (480入)

KQ-249B 7,600円


温暖専用キャップ (10コ入)

KQ-249C 1,200円

■使用方法



1 刺入した鍼の電頭に専用キャップをのせてください。



2 専用キャップの芯に灸頭鍼用温暖を差し込んでください。



3 灸頭鍼用温暖の上部より点火してください。

気持ちのよい温度のお灸
カマヤミニ



カマヤミニ 120個入り

(強) **KQ-201 2,000円**
(弱) **KQ-202 2,000円**
(ソフト) **KQ-203 2,000円**

カマヤミニ 600個入り

(強) **KQ-201B 9,500円**
(弱) **KQ-202B 9,500円**
(ソフト) **KQ-203B 9,500円**

カマヤミニ 1箱2000個入り

(強) **KQ-201C 26,500円**
(弱) **KQ-202C 26,500円**
(ソフト) **KQ-203C 26,500円**



約30分ほんわかする温かさ

※ 温灸剤1本が約30分燃焼します。



しょうし 邵氏温灸器

認証番号 21400BZY00398000

邵氏温灸器 (セット)

KQ-353A 9,300円

温灸器本体1・スチールハンドル1・
温灸剤32個・固定用ベルト1・
携帯用布袋1・温灸の本1

温灸剤64個入 (別売)

KQ-353B 3,800円

- ライターなどでも簡単に点火できる炭化もぐさ
- 今までにない温灸感覚、ほんわかする温熱が心地よい。



オンキュー

KQ-338 68,000円

(クラスⅡ) AC100V 3.0W
発熱温度97℃/80℃(二段階切換)
長さ265×幅65×厚さ43mm 重量210g

オンキューは特殊な新素材セラミックスを使用した温熱治療器です。熱の立ち上がりも早く、設定温度もやや高めのため、素早く治療が行えます。

■効能・効果

- 疲労回復や安眠を高める。
- 血行をよくする。
- 筋肉のこりをほぐす。
- 神経痛、筋肉痛の緩和。
- 胃腸の働きをよくする。

使用説明ビデオ、小冊子付



びわの葉温圧器 ユーフォリアQ

KQ-336 77,000円

認証番号 220AGBZX00217A01

ユーフォリアQはびわの葉の抽出液(温熱効果液)と赤外線による温熱効果、温圧効果を加味して考案された温灸器です。温灸器本体×2個、電源アダプター×2個、スタンド1個、接続用スリーブ1個、基本ツボ図1部、添付書類4種 ※ご使用の際は別売のカセットが必要です。



■特徴

- 低電圧(12V)とサーモスタットで二重安全構造になっています。
- 温熱作用により皮膚に浸透し、深部まで暖めますので患部に快い深達力と即効性を持っています。
- 軽く小型で場所もとらず、保管、携行にも便利です。

カマヤミニスモークレス・温暖灸頭鍼用・カマヤミニ・邵氏温灸器・オンキュー・ユーフォリアQ

せんねん灸



せんねん灸竹生島 (ソフトタイプ)

70点函入 KQ-211A 1,210円
150点函入 KQ-211B 2,420円
230点函入 KQ-211C 3,630円



せんねん灸伊吹

80点函入 KQ-209A 1,210円
170点函入 KQ-209B 2,420円
260点函入 KQ-209C 3,630円



せんねん灸近江 (にんにく)

70点函入 KQ-210A 1,210円
150点函入 KQ-210B 2,420円
230点函入 KQ-210C 3,630円

せんねん灸



せんねん灸専用点火器

KQ-412 3,300円
専用替ヒーター (1ヶ)
KQ-412B 800円



せんねん灸伊吹 (2,000点函入)

KQ-215 24,200円
竹生島 (1,800点函入)
KQ-215B 24,200円



せんねん灸奇跡 レギュラー

220点入 KQ-273A 4,840円
50点入 KQ-273B 1,380円
12点入 KQ-273C 500円



せんねん灸奇跡 ソフト

200点入 KQ-275A 4,400円
50点入 KQ-275B 1,380円
12点入 KQ-275C 500円



せんねん灸レインボー

60点入 KQ-272A 1,320円
20点入 KQ-272B 550円

芳しい香りとお灸のコラボレーション

好きな香りがえらべます

4つの香りをいろいろ楽しみたい方へ



せんねん灸アロマきゅう

60点入
KQ-269A 1,320円



もぐさの香りに
ほんのり甘い
りんご・レモンの
香りをプラス
した香り
が選べる
お灸です。



もぐさの香りに
やさしいバラと
みどりの香りを
プラスした香り
が選べるお灸
です。

はじめてのお灸
くだものかほり

50点入 KQ-270A 1,000円
150点入 KQ-274A 2,640円

はじめてのお灸
はなのかほり

50点入 KQ-270B 1,000円
150点入 KQ-274B 2,640円



はじめてのお灸
4つのかほり

各25点入 KQ-271 2,000円



せんねん灸
アロマきゅう

20点入
KQ-269B 610円



もぐさの香りに
摘みたて緑茶
の香りをプラス
した香り
が選べる
お灸です。



もぐさの香りに、
ゆかしい白檀・桂
皮・丁香をプラス
した気品高い香
りです。お灸の
あとの残り香も
印象的なお灸
です。

はじめてのお灸
緑茶のかほり

50点入 KQ-270C 1,000円
150点入 KQ-274C 2,640円

はじめてのお灸
香木のかほり

50点入 KQ-270D 1,000円
150点入 KQ-274D 2,640円



お灸を変える新発想

熱+LEDの合体

ワンクリックで瞬時の温熱

火を使わずに灸感覚 一灸(IKKYU)の登場により
治療の質を向上させます。



デモンストレーション実施中
お気軽にお申し出ください

直接 温熱刺激温度

- L 低温(緑色LED点灯) 47℃ 1回3秒間 / 長押し4.5秒
- M 中温(黄色LED点灯) 51℃ 1回3秒間 / 長押し4.5秒
- H 高温(橙色LED点灯) 60℃ 1回3秒間 / 長押し4.5秒

※L低温は美容用として使われる温度です。



LEDの波長

- 近赤外線 LED
870nm 200mw(最大)
- 赤色 LED
660nm 7000mcd(最大)



近赤外線 LED
870nm
200mw(最大)
赤色 LED
660nm
7000mcd(最大)

一灸(IKKYU)

KQ-701 **119,000円**

【クラスⅡ】認証番号 228AGBZX00119000
使用環境温度: 0℃~40℃
定格: 6.0V×10W(アルカリ電池)
刺激面積: 約φ7mm 38mm²
寸法: 本体180mm×φ26mm
電池ボックス72mm×65mm×20mm
ケーブル長さ150cm
重量: 約230g(電池含む)
近赤外線 LED: 870nm 200mw(最大)
赤色 LED: 660nm 7000mcd(最大)

【付属品】
単三アルカリ乾電池: 4本、
携帯用ポーチ: 1個
保証書、取扱説明書、モグサエキス、
メディカルパッチ



東洋医学系医療従事者必携 スポットサーマル刺激装置

- 刺激温度3段階
- 連続モード
- 先端LED
- 消音モード

バンシン プロ

KQ-702 **74,000円**

【クラスⅡ】認証番号 228AGBZX00118000
使用環境温度: 0℃~40℃
電池: 単3乾電池×2個(マンガン乾電池使用不可)
定格: 3.0V、2.4W
刺激温度・刺激時間: 低温60±2℃・約0.2秒/連続
中温65±2℃・約0.4秒/連続
高温70±2℃・約0.8秒/連続
刺激面積: 約0.7mm²
寸法: 180mm×φ26mm
重量: 約92g(電池含む)
付属品: 単3型アルカリ乾電池2本、
携帯用ポーチ1個、保証書、取扱

バンシンプロの スタンダードグレード

- 刺激温度2段階
- 先端LED
- 消音モード

バンシン ネオ

KQ-703 **58,000円**

【クラスⅡ】認証番号 228AGBZX00118A01
使用環境温度: 0℃~40℃
電池: 単3乾電池×2個(マンガン乾電池使用不可)
定格: 3.0V、2.4W
刺激温度・刺激時間: 低温60±2℃・約0.3秒
中温65±2℃・約0.8秒
刺激面積: 約0.7mm²
寸法: 180mm×φ26mm
重量: 約92g(電池含む)
付属品: 単3型アルカリ乾電池2本、
携帯用ポーチ1個、保証書、取扱

- 連続使用も可能/
一定の温度を出し
続けます(プロ仕様)
- 緊急ツボハンド
ブック添付

ハンディ Q

KQ-704 **68,000円**

【クラスⅡ】
認証番号 228AGBZX00119A01
使用環境温度: 0℃~40℃
電池: 単3乾電池×4個(マンガン乾電池使用不可)
定格: 6.0V×10W
刺激温度・刺激時間: 低温47±2℃・クリック3.0秒
高温51±2℃・長押し4.5秒
刺激面積: 約φ7mm 38mm²
寸法: 本体180×φ26mm、電池ボックス72×65×20mm
ケーブル1500mm
重量: 約230g(電池含む)
赤色 LED: 635nm
付属品: 単3型アルカリ乾電池4本、携帯用ポーチ1個、
保証書、取扱、ヨモギエキス、メディカルパッチ

先端部分はセラミック

電気のチカラでお灸治療

場所を選ばず
施す可能

まるごと
消毒拭き取り可能



ピンポイントな
温熱刺激

見やすい液晶と お知らせ機能

業界初の現在温度のリアル
タイム表示に加え、分かり易
い通知音、消し忘れ防止機能
が付いています。
※製販・製造: (株)村田製作所調べ



- 設定は43℃から55℃まで3℃刻みで5段階あり、
±1℃の精度で温度管理をするため、患者様の個
人差や治療内容に合わせた施術が可能です。
※製販・製造: (株)村田製作所測定環境下において

セラミック電子温灸器

KB-127 **80,000円**

【クラスⅡ】認証番号 229AKBZX00029000

【定格電源】①本体: DC9V 0.8A、内蔵電源: DC3.6V 2.2A(専用ニッケル水素充電電池)
②ACアダプタ: 入力AC100V 50/60Hz 0.3A 出力DC9V 1.6A
【充電及び駆動時間】約60分充電で90分以上使用可能(工場出荷時)
【タイマー】約30分(30秒ごとに通知音が鳴ります) 【通知音】強/弱2段階
【サイズ】(長さ)165×(幅)31×(高さ)37mm 【重量】約140g(ACアダプタ含まず)
【付属品】台座、専用ACアダプタ(充電用)、取扱説明書(保証書付き)




A ホワイト B ブラック
※色をご指定ください。

電子温灸器は 灸頭鍼の輻射熱を忠実に再現します。

特長

- ①灸頭鍼の輻射熱量を温熱子が再現。
- ②鍼刺激と温熱刺激が同時にできます。
- ③観測装置付で火傷の心配がありません。
- ④煙が出ないので、空調設備をいためません。
- ⑤体位・部位に関係なくできます。

電子温灸器・モクサス



電子温灸器 CS-2000

KB-115 498,000円

- 【クラスⅡ/特管】認証番号 220AGBZX00136000
- 電源電圧：AC100V 50/60Hz
 - 消費電力：55W
 - 温度設定：44℃～50℃ 5段切替
 - 間欠加熱周期：約30秒
 - 観測装置：温度計・CH切替方式
 - 安全装置：センサー異常検出回路灼熱板
 - 寸法：巾44cm奥行31cm高さ25cm
 - 重量：10kg
 - 付属品：コードハンガー 1組、発熱導子6本、ヒューズ、六角レンチ

電子温灸器 CS-1000

KB-125 284,000円

- 【クラスⅡ/特管】認証番号 223AGBZX00147000
- 医療機器の分類：電撃に対する保護の程度…BF形
 - EMC規格 IEC60601-1-2:2001+A1:2004
 - 本体寸法：W320×D230×H159(単位 mm)
 - 重量：7kg ●電源電圧：AC100V 50/60Hz
 - 消費電力：55VA
 - 間欠加熱周期：約30秒(加熱15秒・冷却15秒)
 - 観測装置：温度計・チャンネル切替方式
 - 安全装置：センサー異常検出回路、灼熱板
 - 温度設定(室温20℃ 無負荷)：
 - ダイヤルにより各チャンネル個別設定(1.5℃ステップ)±0.5℃
 - A: 44.0℃ B: 45.5℃ C: 47.0℃ D: 48.5℃ E: 50.0℃
 - タイマー：ゼンマイ式30分タイマー(終了音付)

【別売品】
(交換用) 発熱導子1本
KB-115B 9,000円

色をご指定ください。

移動や往診にも対応

CS-2000の機能を
受け継いだCS-1000



もぐさ燃焼解析システム

業界初

施灸が目に見える業界初のシステム

これまでシミュレーションされていなかった、施灸が人体に与える最も大きな効果である温熱の量を熱量シミュレーションし、人体への吸熱予測値を表示。体温相当から最高温度に達するまでの時間を表示する。一般的にこの時間が短いほど熱く感じます。

できるだけ、もぐさの施灸状態に近い温度変化を計測するために
温度計測は、皮膚接触シミュレーション温度測定

できるだけもぐさの施灸状態に近い温度変化を計測するためにも、もぐさ燃焼台を人体表面温度に近づけて測定(30℃～40℃の間で1℃毎に設定可能)。皮膚表面温度が低い冷え性の方と、そうでない方との違いもわかります。

単純な温度センサーではなく、人体が吸熱する熱量を計測するセンサーに加えて、皮膚表面温度に近い温度に設定できる“プリヒート”機能を搭載しています。

パソコン連携型

パーソナルコンピュータに接続して使用するシステム。
※単体使用はできません。



もぐさ温度計測システム MOXATH (モクサス)

KB-128 380,000円

筐体	金属筐体
外形サイズ	260×180×31mm(突起部を含みます)
質量	約1.2kg
電源・消費電力	AC100V±10% 10VA
動作環境	温度5～35℃(25～30℃を推奨) 湿度30%～80%(結露不可)
保存環境	温度0～40℃ 湿度10%～80%(結露不可)
測定チャンネル数	5チャンネル
測定可能範囲	20～120℃(周囲温度以下の温度は測定できません)
測定誤差	±0.5℃(30℃～65℃) ±1.0℃(全測定範囲)
測定素子	高精度サーミスタ
記録時間	最大60秒(10～60秒、10秒ステップ)
記録メモリ(本体)	200点×5チャンネル
もぐさ台温度設定	30～40℃(1℃ステップ)(シミュレーション用プリヒート温度)
もぐさ台素材	アルミニウム
本体スイッチ	記録開始スイッチ×5チャンネル、電源スイッチ
本体表示	英数16文字×2行 有機EL表示。記録中表示LED×5チャンネル

パソコンインターフェース
アプリケーションソフトウェア
対応Windowsパソコン必要性能
対応Windowsパソコン推奨性能
デバイスドライバ

付属品 インストール用DVDメディア Type-A: Micro-B 1.8mUSBケーブル
Type-A 3m延長ケーブル 電源コード 測定台メンテナンスキット

※本製品は定期的な校正が必要です。必ずユーザー登録をお願いします。
※製品改良のため仕様及び形状等を予告なく変更する場合があります。



水銀レス血圧計
スタンド型
KA-270 21,000円

〔クラスⅠ〕
20～300mmHg



水銀レス血圧計 KM-380Ⅱ

ウォッシュابلカフ仕様

KA-269 9,000円

ブラダーカフ仕様

KA-269B 9,000円

- 〔クラスⅠ〕
20～300mmHg
●水銀を使わない血圧計（卓上型）
●バックライトで見やすいバー表示
●ウォッシュابلカフ標準装備
●軽量設計
●オートパワーオフ機能



ウォッシュابلカフ



ブラダーカフ



ブルー



ホワイト

大型アネロイド血圧計
卓上携帯型

ブルー KA-120B 15,000円

ホワイト KA-120C 15,000円

〔クラスⅠ〕11B2X00021543001
測定範囲：20～300mmHg
寸法：幅165×奥行220×高さ150mm
全重量：940g
材質：MTR-540（メーター部）/ABS樹脂



ゴム球

KA-104 750円



血圧計用シリコン管

KA-104C 900円



腕帯ゴム袋入

KA-106 1,700円



ゴム袋（空気袋）

KA-105 1,000円



カラースコープ

カラースコープ（シングル）

KA-204 1,650円

8色 A～H 材質：アルミ
主に血圧測定用

カラーダブルスコープ

KA-205 2,100円

8色 A～H 材質：アルミ

カラースコープ、カラーダブルスコープ共
8色とりそろえてございます。

A 白	B 紺	C 赤
D グリーン	E イエロー	F 黒
G ブルー	H ピンク	

カラーダブルスコープ



ナーシングフォネット
（ダブル）

KA-271 5,400円

材質：〔チェストピース〕アルミニウム、
〔耳管〕真鍮
抗菌・軽量・耳にやさしい聴診器（ダブルタイプ）



ドクターフォネット ネオ

KA-272 35,000円

材質：ステンレス
低音域から高音域にある微小な異常音を
聴き逃さない構造を追究。
振動板面・ベル面ともにパーツ交換を可
能にし、シーンごとに対応可能。



ルーツェ氏
音叉 A

KA-377

22,000円

108Hz 280mm



脳外科用
音叉 C

KA-378

13,000円

128Hz 220mm



音叉
（ルーツェ氏 fis4）

KA-343

12,000円

2896Hz 140mm



音叉
（ルーツェ氏 C）

KA-342

13,000円

128Hz 175mm

水銀レス血圧計・アネロイド血圧計・ゴム球・ゴム袋・聴診器・音叉



オムロン
デジタル自動血圧計 HEM-1011

KA-191 22,000円

〔クラスⅡ〕認証番号 218AGBZX00030000
外形寸法：幅230×高さ217×奥行き228mm
本体重量：約1.6kg（電池／専用ACアダプタ含まず）
適応腕周：17～32cm



シチズン
電子血圧計 CH453F

KA-168 7,000円

〔クラスⅡ〕認証番号 221ADBZX00065000
寸法：約130（幅）×53（高さ）×118（奥行）mm
質量：本体 約240g（電池含まず） ソフトカフ 約130g



スマート・ミニ 血圧計 UA-621

KA-163 10,000円

〔クラスⅡ〕認証番号 222AHBZX00024000
本体寸法（W×D×Hmm）：85×127×82
本体質量：約260g



シチズン
電子血圧計 CHUC615

KA-176 8,000円

〔クラスⅡ〕認証番号 228ADBZX00031000
寸法：105（幅）×122（奥行）×166（高さ）mm
質量：約390g（電池含まず）、カフ（腕帯）約130g



上腕式血圧計 UA-1020B ACアダプター付

KA-166 11,000円

〔クラスⅡ〕認証番号 224AHBZX00018000
本体寸法：W140mm×D105mm×H60mm
本体質量（乾電池を除く）：約285g



上腕式血圧計 UA-1030T（音声案内付）

KA-162 12,000円

〔クラスⅡ〕認証番号 224AHBZX00019000
本体寸法：W140mm×D105mm×H60mm
本体質量（乾電池を除く）：約300g





テイラーハンマー式
打診器

KA-320

1,000円

19cm×5.2cm



テイラーハンマー式
打診器 (オレンジ)

KA-323

1,000円

19cm×5.2cm



バギンスキー式
打診器

KA-318

3,080円

22cm×φ4.7cm



ラビナー式
打診器

KA-317

1,980円

31cm×φ4.7cm



大貫式打診器

KA-307

3,300円

19cm×φ3.5cm
知覚針付



勝沼式打診器

KA-308


3,200円

18.5cm×φ4cm
知覚針・ブラシ付



東大式角度計
30cm


KA-305 12,200円



プラスチック
角度計

KA-306 4,500円

長さ33cm



プラスチック
角度計B

KA-313 3,500円

長さ19cm



プラスチック
角度計C

KA-314 5,000円


長さ10.5cm



ルーレット式
知覚計

KA-322 2,400円

長さ18cm



神中式整形用角度計

大 KA-373

11,200円



中 KA-374

10,800円



小 KA-375

9,700円



握力計 100kg用

KA-479 16,500円

アナログタイプ強化樹脂生型品
一般用(0~100kg)



デジタル握力計

KA-465 28,000円

デジタル液晶表示
5から100kg (0.110g単位)
単4乾電池×2 オートパワーオフ



筋硬度計 (アラーム付)

KA-480B 59,000円



測定いき値を
アラームでお
知らせします。

筋硬度計の画期的な機構

測定子が回転可能なボール状となっている
ことにより、移動させての連続計測が可能
です。また、測定子がボール状のため、接
触によるストレスもありません。

正確

測定値の偏差をなくすた
めに、押圧が一定になる
工夫がされています。

簡便

押圧し置き針の数値を
読むだけで筋硬度測定
が可能です。



【付属品】 ・専用ハードケース
・取扱説明CD-R
・専用ストラップ


打診器・角度計・知覚計・圧痛計・握力計・筋硬度計




遮眼子
KA-334 500円



視力表示棒
KA-335 1,200円



ランドルト式視力表
3m用 KA-316A 600円
5m用 KA-316B 600円
〔クラスⅠ〕



視力表 (山地式)
3m用 KA-330 600円
5m用 KA-330B 600円
〔クラスⅠ〕



精密体重計 (検定付)
KA-488 69,000円

- ボールタイプ
 - 重力補整
 - ひょう量 (最大計量): 200 kg (着衣量含む)
 - 目量 (最小表示): 0.05 kg
 - 機能: 表示固定/オートパワーオフ/ブリセット風袋
 - 主な付属品: ACアダプタ
 - 製造国: 日本
- ※組み立てが必要です。



デジタル式身長計
KA-487 63,000円

- サイズ: 〈台座〉440×325×40 mm
 - 材質: アルミ、ABS樹脂、鉄
 - デジタルカーソル
 - ニッケル水素充電電池内蔵! 充電用アダプター (付属品) で繰り返し使用できます。
 - アナログメモリ
- 支柱には定規も付いているので、急な電池切れにも安心です。



肺活量計
KA-403
75,000円
測定範囲: 500~7000cc、20cc単位
オールステンレス



ポケットブル肺活量計
KA-394
18,000円
測定範囲: 1000~7000cc、100cc単位
外材/ABS樹脂成型、一部アルマイトメッキ
内材/防蝕加工合金

体の4大構成成分の体水分・タンパク質・ミネラル・体脂肪や骨格筋、筋肉バランスなどを高精度に測定。

測定ガイド付き高精度体成分分析装置
ITO-InBody370⁺
KA-489 948,000円
本体+プリンター+プリンター台

- 使いやすさにこだわった機能
 - 独自技術により高精度・高再現性を実現
 - 見やすく分かり易い結果用紙と測定結果
- 定格電源: AC100~240V (50/60Hz) 1.2A
測定電流: 250μA
定格消費電力: 60VA
測定時間: 4秒 (体重測定時)、45秒 (体成分測定時)
電極法: 8点接触型電極
測定周波数: 20kHz、100kHz
重量: 20 kg
サイズ: (W) 460mm × (D) 677mm × (H) 1,020mm



集団健診に便利な
身長計 (手動) 付き
体組成計

手動身長計付き
体組成計 DC-217A
KA-490 498,000円

- 身長、体重、体組成を同時測定 (身長体重計としても使用可能)。
 - 移動や収納に便利な伸縮式手動身長計を採用。
 - USBポート、RS-232Cポート付きで、健診システムとの連携が可能。
- ※USBポートとRS-232Cポートの同時使用はできません。

測定方法: デュアル周波数 4電極BIA法
測定周波数: 6.25kHz、50kHz
ひょう量 (最大計量): 270 kg (着衣量含む)
目量 (最小表示): 0.1 kg
身長測定範囲: 92.0~214.0 cm

〈表示部〉
質量: 約 1.5 kg
サイズ: (W) 270 mm × (D) 220 mm × (H) 78 mm

〈計量部〉
質量: 約 18.5 kg
サイズ: (W) 360 mm × (D) 632 mm × (H) 1,013~2,268 mm



表示ボックス
スタンド OP-005
KA-491 38,000円

※表示ボックススタンドはオプションです。

治療点検索測定器



治療点検索測定器 ココロケータ

ブルー KX-128 14,000円
ピンク KX-128P 14,000円

〔クラスⅡ/特管〕認証番号 225AABZX00195000



光と音で知らせます♪

治療点の探索

微弱な探索電流により皮膚に刺激を与えることなく、治療点（低電気抵抗点）を探索します。

機器構成

本体、探索導子・握り導子

使用目的、効能又は効果

皮膚の電気伝導によって患者の皮膚で生じる導電率を測定及び確認すること。

機器原理

内部電源による治療点検索測定器で、微弱な探索電流により皮膚に刺激を与えることなく治療点（低電気抵抗点）を探索します。

- 定格電源：DC9V、006P型電池（6F22、6LR61または同等品）
- 出力電流：14.6μA（50kΩ）、13.3μA（100kΩ）、5μA（1MΩ）
- 出力電圧：0.73V DC（50kΩ）、1.33V DC（100kΩ）、5V DC（1MΩ）
- 出力周波数：DC
- 本体の寸法：幅61mm、高さ100mm、奥行き35mm
- ケーブル長：1.53m（導子の長さ含む）
- 重量：75g（本体のみ）、約185g（総重量）

見やすくなって新登場

◆マルチアングル機能

スイッチひとつで表示方向を切り替えて読みやすくするマルチアングル機能を搭載しています。画面の明るさも調節可能で、さまざまなシーンに対応することができます。画面の明るさは10段階で調整可能です。

◆有機ELOディスプレイ

数値が白く表示される有機ELディスプレイを採用しています。暗いところでも明るく見やすいのが特長です。



◆ECO設定

指を入れると測定が開始し、指を抜くと自動で電源が切れるエコ設計です。

◆軽量&高機能

電池を入れた状態で、約55gの軽量モデルです。医療現場での使用を想定した、高い測定精度と広い測定範囲を兼ね備えています。



パルスオキシメーター オキシボーイ

KA-573 11,000円

認証番号 230ALBZX0003000

測定イメージ



※「Finger Out」のメッセージが表示され、約8秒後に自動で電源が切れます。

測定方法	2波長吸光度法
測定範囲	SpO2 70～100% 脈拍数 30～250bpm（拍/分）
測定精度	SpO2 0～69% 規定しない 70～100% ±2% 脈拍数 30～99bpm ±2bpm 100～250bpm ±2%
使用環境温度	+5～+40℃ 結露不可
保管環境温度	－25～+70℃ 結露不可
使用環境湿度	15～93%RH 結露不可
保管環境湿度	93%RH以下 結露不可
使用大気圧環境	700hPa～1060hPa
水の浸入に対する保護の程度	IP22
電源	単4形アルカリ乾電池（AAA）2本
外形寸法	縦60mm×横32.5mm×高さ29.9mm
重量	約55g（電池含む）
ディスプレイ	有機ELディスプレイ
EMC	IEC60601-1-2：2014に適合
付属品	取扱説明書（保証書含む）、添付文書、単4形アルカリ乾電池2本
保証期間	1年

使いやすさと作業効率にこだわった、医療機関向け予測式体温計



わきで
平均20秒の
予測検温

医療機関での消毒を想定した、防水&アルコール消毒対応の樹脂仕様です。本体および収納ケースは丸洗いで済みますので、感染対策としても最適。清潔にご使用いただけます。
※JIS T1140:2005に適合した防曇形です。

オムロン 電子体温計 MC-1600W-HP

KA-263 2,750円

〔クラスⅡ〕認証番号 223AGBZX00181000

- 本体質量／約14g（電池含む）
- 外形寸法／長さ136.8×幅20×奥行き12.7mm
- 電源／アルカリボタン電池LR41×2個
- 測定方式／予測・実測

額にかざして、スピード検温。

額から少し離れた位置で「はかる」を押すと、額の温度をもとに舌下温度*を表示します。

*舌下温度：棒式体温計を口にくわえた場合の温度。脇下よりも身体深部の温度に近い検温結果が得られます。



3種類の温度がはかれる！

スープやお粥の温度に！

カラダの温度に！

お部屋の温度に！

暗いところでも見やすい
青色バックライトつき

親しみやすい
日本語表記ボタン

非接触式体温計 パピッとサーモ

KA-571 9,980円

認証番号 226AFBZX00029000
寸法：約W47.6×H188.0×D29.0mm
質量：約82g（電池含まず）

痛みや不調の原因が見えてくる

- **痛みルートがみればわかる**
患者さんにも、わかりやすい
- **スポーツにも健康管理にも**
全身バランス 反応点も推測
- **いつもの治療器で自由診療**
低周波や温熱治療器をもっと活用

げんきDAS

(げんき Data Acquisition System)

KA-486 **1,280,000円**

ゲンキダスは、手足の指先から自律神経の反応を推測し、げんき度として表示します。反応を参考にした治療と、局所治療など一般的な治療を、じょうずに活用することを目指しています。

**新表示は わかりやすい！
使いやすい！**



げんきDAS

検索



抹消神経の枝にそった不調を、指先から推測して、「痛みルート」として表示します。痛みルート、全身のバランス、反応点などを、詳細に推測しています

痛みの原因と思われる神経の枝や、その根もと、代謝の不調のようすを推測して、わかりやすく表示



良導絡自律神経興奮性測定システム ノイロシステムビジョン (NSV)

NSVスタンダード

KX-106C **740,000円**

〔クラスⅡ/特管〕 認証番号 21600BZZ00612000

●リアルタイムチャート表示・カルテ印刷

MD21から測定部位情報に従って、測定結果をリアルタイムにチャート表示し、カルテの印刷をおこないます。面倒な手作業から開放されます。

●データベース機能

keirrakシリーズ共通のデータベース形式を使用して、個人情報、データ情報の管理を行います。

●メモリーデータ処理

MD21のメモリーデータを測定後一括受信して、各処理を行うことができます。コンピュータのないところでの測定も可能となります。

良導絡の測定、良導絡チャート自動作成、解析、データの保存など、コンピュータによる良導絡自律神経測定解析システムです。

NSVスタンダードは測定したデータにより「症候情報」「健康情報」「食養生」等の解析機能や、調整点表示・印刷や関連筋肉の表示・印刷、過去データとの多重比較等の機能を持ち合わせています。NSVはデジタル測定・治療器(ノイロソフト-DS-208S)とアプリケーション(ソフト)とのセットになります。

Windows2000~Windows7対応(パソコン及びプリンタ等周辺機器は含まれません)



ノイロソフト DS-208S

KX-137 **300,000円**

認証番号 21600BZZ00612000

良導絡治療、ツボ探索可能な良導絡デジタル測定・治療器です。測定は定時限でなされ、数値をメータにホールドし正確な測定ができます。ノイロシステムビジョン(NSV)との接続測定・治療器になります。

探索(測定・治療)導子・握り導子付き。
(部品の供給状況により、生産台数が限定的なため当店はNSV専用器となります)

※画面左の探索導子はオプションです。8,000円

消耗部品: 探索導子セット24,000円 握り導子セット5,400円
握り導子のみ3,400円 コードのみ4,000円



ノイロソフトDS-209

KX-138 **150,000円**

認証番号 21400BZZ00563000

高精度・広角の大きなメータを使用し、省エネ設計(単2×4本)で音響治療点探索装置付き。斬新なデザインで小型・軽量・堅固、携帯・往診にも便利です。探索導子・握り導子付き。

※画面左の耳探索導子はオプションです。
1本4,000円

消耗部品: 探索導子セット8,000円 探索導子のみ4,000円 コードのみ4,000円
握り導子セット7,400円 握り導子のみ3,400円 コードのみ4,000円



ロイヤルエイト

KX-136 **62,000円**

〔クラスⅡ/特管〕

超小型、軽量。

ツボ音響探索機能を持っており、良導絡測定、良導絡治療もこれ1台で可能です。探索導子、にぎり導子付
W155mm×D102mm×H55mm 650g

※にぎり導子のコードは赤色です。

消耗部品: 探索導子セット6,000円 探索導子のみ4,000円
コードのみ2,000円 握り導子セット5,400円



自律神経測定器 IW-zen

KX-103 **92,000円**

〔クラスⅡ/特管〕

良導絡測定・治療の基本となるモデルです。ツボ音響探索機能、探索導子、にぎり導子、耳診導子、キャリングケース、良導絡チャート、生理的範囲作成用スケール、良導絡の基礎知識付。
W20cm×D15cm×H7cm 約2kg(本体部)

消耗部品: 探索導子セット6,000円 探索導子のみ4,000円
コードのみ2,000円 握り導子セット5,400円



良導絡調整針管 FR針管

1寸6分:5cm針用 **5,800円**

FR(ストッパー付)-5 KX-111

MR(ストッパー無)-6 KX-111B

〔クラスⅠ〕

良導絡治療のためのオリジナルな針管です。細い針でも刺入が簡単で、刺入時の痛みも軽減できます。治療時に針に直接触れないので清潔で、雀啄や捻針も容易に行えます。誤って術者の指先や針先を傷つけないようにストッパーを付けました。ストッパーなしのMRタイプもあります。オートクレープ可、金属ケース付。2寸針用のFR(MR)-6もごさいます。

Connect to SONON



Android・iOSに対応

対応機器を選ばない為、あらゆるユーザーのニーズに応えます。



Wi-Fi 無線接続

エコー本体とモバイル端末（スマートフォンやタブレット端末）を無線で接続できる事は、コードの煩わしさからユーザーを開放し、有線機器で起こるトラブルを回避する事が出来ます。

モバイル&高画質

携帯性を実現しながら、画像診断装置の生命線である画質も一切妥協する事なく高精度な検査を行う事が出来ます。

PACS対応

PACS (Picture Archiving and Communication Systems) 医療用画像管理システムに対応。画像データをネットワークを通じて管理できます。

超音波画像診断装置 SONON 300L

KA-492 **1,480,000円**

〔クラスⅡ/特管〕 認証番号 230AGBZX00093000

付属品：SONON本体充電器 1個、電源コード 1本、バッテリー（1個は本体に実装）2個、バッテリーチャージャー 1個
※ スマートフォン、タブレット端末は別売り

周波数	5MHz 7.5MHz 10MHz
Max深度	10cm
外形寸法	78mm×229mm×38mm
質量	370g（バッテリー含む）
イメージングモード	Bモード・カラードップラーモード
視野幅	4cm

超音波もWi-Fi時代へ… そしてリーズナブル スタイルへ!!



超音波画像計測装置（脂肪・筋肉） FAMUBO（ファンボ）

KA-493 **640,000円**

非医療機器

サイズ：本体60(W)×24(H)×156(L)mm 重量：0.3kg バッテリー：連続使用3時間
プローブ：「10MHz/12MHzタイプ」… 128elements/32channels ヘッド幅：28mm 測定深度：linear 20-50mm/Display Modo B
「7.5MHz/10MHzタイプ」… 128elements/32channels ヘッド幅：40mm 測定深度：linear 40-100mm/Display Modo B
動作環境：iPad mini 4以降 / iPad air 2以降 / iPad Pro 以降 iPhone 5以降 / Android 6.0以降
（※一部機種に関しては推奨バージョン以上でも動作しない可能性がございます。）

「観る」から「見せる」時代へ

超音波画像計測はここまで進化した!!

小型可動式でリーズナブルな「FAMUBO」が登場。


「いつでも」「どこでも」「誰でも」スピーディーに取扱うことができます。大型・高額機種に劣ることなく、画像も見やすく可動性に優れ、お手持ちのタブレット、スマートフォンと繋ぐだけで超音波画像計測機器に早変わりします。Wi-Fiで持ち運びも便利で屋内外を問わず様々な環境でご使用が可能です。画像もメールにて手軽に配信ができ、コミュニケーションツールとしてご活用いただけます。

コンパクトサイズで持ち運び可能

「いつでも」「どこでも」「誰でも」簡単アプリ操作

リーズナブル価格で自分だけの1台

鮮明な画像でカウンセリングサポート



- 製品仕様
- FAMUBO本体
- USB充電ケーブル
- 電源コネクター
- 充電スタンド
- ハンドストラップ
- 超音波検査用ゲル（1本）
- FAMUBOゲルパッド（3個）

※iPad/Android等の端末は付属しません。

モアレ式体型観察撮影装置 脊柱や筋の歪による形態異常を等高線で簡単に検出



モアレ式体型観察撮影装置はモアレ格子により等高線をつくり、身体を三次元表示するものです。従来の視診法や単なる写真撮影に比べ、正確な立体計測と記録ができ、また、X線撮影と異なり何回使用しても全く危険性はありません。このため児童の側彎の観察や、筋肉や骨格の歪にもとづく、さまざまな身体のアンバランスの測定記録装置としてスポーツ、医学、歯学、整体、整骨、東洋医学など各方面で広く使用されています。

モアレトポグラフィー MT-2（業務用）

KA-431 **650,000円**

AC100V サイズ1210×460×1690mm
重さ75kg
※写真のカメラは付属しておりません。

（消耗品）交換用光源ランプ

KA-431B **9,000円**



※デジタルカメラによる保存可

簡単操作

使い慣れたセミオート



小型卓上型高圧蒸気滅菌器
サンクレーブ SUN-1500

KF-332 315,000円 [半自動]

[クラスⅡ/特管]

本体サイズ：間口340mm×奥行465mm×高さ286mm

缶体寸法：φ150mm×270mm

仕様温度：132℃(0.2MPa)

乾燥方法：ヒーター加熱方式

消費電力：～100V 50/60Hz 650W

重量：約10kg 貯水タンク容量：2ℓ



小型卓上型高圧蒸気滅菌器
サンクレーブ SGC-1500

KF-333 378,000円 [全自動]

[クラスⅡ/特管]

本体サイズ：間口358mm×奥行505mm×高さ285mm

缶体寸法：φ150mm×270mm

仕様温度：132℃(0.2MPa)

乾燥方法：ヒーター加熱方式

保護装置：過圧、空焚、過電流

滅菌時間：10分 乾燥時間：10分

消費電力：～100V 50/60Hz 770W

重量：約16kg 貯水タンク容量：2ℓ



スーパークレーブ HE220
(ワンタッチ全自動) オートロック

KF-325 460,000円

[クラスⅡ/特管]

W440×D482×H367mm φ220×D330mm

AC100V 50/60Hz 1200W 重量28kg



シチズン超音波洗浄器

KF-115 15,000円

サイズ：(本体)約217×120×113mm

●2つの振動子を持つ強力洗浄。左右別々の物を洗浄するにも有効です。

●5段階オートタイマー機能

●過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)が付いた安全設計

●取り外し可能電源コード



殺菌線保管庫 SC-4

ホワイト KF-318 66,000円

シルバー KF-318B 66,000円

GL10W×2本、W48.5×D31×H46cm



殺菌線保管庫 SC-5

ホワイト KF-319 39,800円

シルバークレー KF-319B 39,800円

ライトパープル KF-319C 39,800円

GL10W×1本、W39×D24×H38cm



超音波洗浄器 KS-120N

KF-112 65,000円

外寸法：W263×D163×H225mm

槽寸法：W235×D140×H100mm

出力：60W 周波数：28kHz

タイマー：0～15分 電源：AC100V

消費電力：100VA 重量：3.0kg

付属品：カゴ



超音波洗浄器 KS-190N

KF-113 115,000円

外寸法：W323×D260×H265mm

槽寸法：W300×D235×H150mm

出力：180W 周波数：28kHz

タイマー：0～15分 電源：AC100V

消費電力：200VA 重量：8.5kg

付属品：カゴ



超音波洗浄器 KS-606N

KF-114 38,000円

外寸法：W173×D160×H185mm

槽寸法：W153×D140×H65mm

出力：60W 周波数：28kHz

タイマー：0～15分 電源：AC100V

消費電力：100VA 重量：2.5kg

付属品：ピーカー



エルク滅菌バック (ロールタイプ)

5cm×200m	15cm×200m
KF-321A 5,600円	KF-321D 16,700円
7cm×200m	20cm×200m
KF-321B 7,800円	KF-321E 21,600円
10cm×200m	
KF-321C 11,200円	

※滅菌バック用シーラー (別売) が必要です。

未処理
(ERシリーズの滅菌による色変化)
ELK BAG ER-050
高圧蒸気滅菌済: 青色→茶色
E.O.G 滅菌済: 黄色→ピンク

AC

EOG

エルク滅菌バックは、蒸気滅菌・酸化エチレンガス滅菌の両用に使用できます。

エルク滅菌バックは、片面に透明着色フィルムを採用しておりますので、シールされた部分がくっきりとブルーのラインになり、万一シール不完全の場合でも一目でわかります。

エルク滅菌バックは、滅菌後の細菌侵入を防止し、長時間無菌状態を保持します。



▲滅そうかんホルダーを入れた場合の使用例です。

滅菌パック (200枚)

SA-3 20cm×9.5cm	SA-4 20cm×11cm
KF-313A 1,900円	KF-313B 2,200円



滅菌パック用シーラー

KF-312 22,000円

滅菌パックを熱により圧着させる器具。
シーラーにより圧着後、オートクレーブ等で消毒いたします。



紫外線 (殺菌ランプ)

GL15W (長) 45cm	KF-208 3,500円
GL10W (短) 33.5cm	KF-209 3,000円
GL6W 21cm	KF-206B 1,600円



点灯管 (グロウランプ)


FG-7P
KF-210 300円



煮沸兼用針筒

(大) 10×1.3cm 1寸6、2寸用
KH-412 1,200円
(小) 8×1.3cm 1寸、1寸3分用
KH-413 1,100円

※消毒時はフタを外すか、キャップの穴をあわせて使用します。



ニードルホルダー滅菌パック付

KH-445 2,200円
11.5×3.8cm ステンレス製
滅菌パックに入れたまま携帯できます。
鍼は1~20本、鍼管は1~3本収納できます。



簡易型卓上煮沸消毒器 MM-02

KF-105 20,000円
(クラスII / 特管)
27×12.5×6cm (パイプヒーター式)
500W

滅菌パック・滅菌パック用シーラー・滅菌ランプ・煮沸兼用針筒

KANAKEN

KNディスポはり皿
(100枚入)

KH-450 1,000円

1箱100枚入 (10枚入×10)
長さ110mm×幅65mm×高さ8mm



- ディスポはり皿は一人の患者様1回限りの使用にしてください。使用後は廃棄してください。
- 外箱及び内袋等の包装に破損、汚損がある場合は使用しないでください。
- 衛生的な場所で保管してください。水ぬれ、直射日光、高温多湿な場所はさけてください。
- 使用期限の過ぎたものは使用しないでください。

エチレンオキサイドガス殺菌
STERILIZED WITH ETHYLENE OXIDE GAS

100枚入
10枚入×10

KNディスポはり皿
DISPOSABLE ACUPUNCTURE TRAY



はり皿 (大)

KH-404 1,200円

13.5×7cm ステンレス製



はり皿 (中)

KH-405 1,100円

13×6cm ステンレス製



はり皿 (小)

KH-406 1,000円

12×5cm ステンレス製



鉗シャーレ波型

KH-444 800円

13.5×4.5cm ステンレス製

シャーレのフタ (右側)

KH-444B 800円

フタ付セット

KH-444C 1,400円



舟型波付
針シャーレ (大)

KH-401 1,300円

13.9×8.9cm ステンレス製



舟型波付
針シャーレ (小)

KH-402 1,200円

12×6.4cm ステンレス製



舟型シャーレ

KH-442 850円

11×3.5cm ステンレス製



セパレートケース
SL型

KH-407B 13,000円

21.5×12×3cm ステンレス製
サイズ別収納



ガラス管 (耐熱性) (10本) KH-417C 1,200円

外径16.5×100mm ゴムキャップ付



プラスチック管 (A)
(針入れ) 丸底 (20本)

KH-417A 2,000円

外径14×100mm



ハンドラップ
KF-509 **2,000円**
150cc



※キャップの色が
赤からオレンジに
変更になります。



アルコールノズル
KF-509B **2,000円**
ノズル、キャップのみ
(アルコール容器は別)



指頭消毒器 (大)
KF-101 **1,900円**
9×7×2.3cm ステンレス製



指頭消毒器 (小)
KF-102 **1,600円**
7.5×6×1.8cm ステンレス製



万能ツボ (ガラス) 500cc
(茶) (透明)
KF-514 **2,000円**
9×11cm

KF-513 **2,000円**
9×11cm

万能ツボ (ガラス) 250cc
(茶) (透明)
KF-514B **1,600円**
7.5×9cm

KF-513B **1,600円**
7.5×9cm



ステンレス万能ツボ ステンレス製
(大) KF-521 **1,950円**
8×9cm、500cc



(中) KF-522 **1,650円**
7×7.5cm、250cc



(小) KF-523 **1,400円**
5×6cm、125cc




鉗子立 ハカマ付
(大) KF-539 **1,850円**
9×15.5cm



ステンレス製
(中) KF-540 **1,650円**
7.5×12cm



(小) KF-541 **1,450円**
6×10cm



ガラスシャーレ (軟質ガラス製)
(大) KH-429 **1,520円**
φ15×2.1cm

(中) KH-428 **1,080円**
φ12×1.8cm

(小) KH-427 **460円**
φ9×1.8cm



**プラスチック
シャーレ (10ヶ)**
KH-426 **1,300円**
φ9×2cm



ステンレスシャーレ
KH-424 **1,600円**
φ12×2.3cm
ステンレス製

KH-423 **1,040円**
φ9×2cm
ステンレス製

煮沸用シャーレ
KH-425 **700円**
φ9×2cm (穴アキ)
ステンレス製

ハンドラップ・アルコールノズル・指頭消毒器・万能ツボ・シャーレ



針灸具バット ステンレス製

(手札) 15.8×12.8×2.5cm

KH-418 1,000円

(キャビネ) 21×17×3cm

KH-419 1,300円

(21枚取) 24.8×20.7×3.8cm

KH-420 1,700円

(15枚取) 29.7×23.2×5cm

KH-421 2,200円

(12枚取) 32.5×26×5.3cm

KH-422 2,800円



針具皿 ステンレス製

(8インチ) 14×20×1.5cm

KH-409A 700円

(9インチ) 15.5×22×1.5cm

KH-409B 800円

(10インチ) 17.5×26×1.6cm

KH-409C 900円

(11インチ) 20.5×28.5×1.7cm

KH-409D 1,000円



フタ付バット ステンレス製
(両面使用可)

1号 21×15×4cm

KH-430 3,300円

2号 24×18×4cm

KH-431 3,800円

3号 27×21×4cm

KH-432 4,300円

4号 30×24×4cm

KH-433 5,200円

5号 33×27×4cm

KH-434 6,500円



膿盆(大) ステンレス製

KF-517 800円

22.5×12.5cm



膿盆(中) ステンレス製

KF-516 700円

21.5×11.5cm



膿盆(小) ステンレス製

KF-515 600円

20×10.7cm



綿球容器 ステンレス製

KF-527

2,100円

φ14×7.5cm



KF-526

1,450円

φ12×6.3cm



KF-525

1,150円

φ10×5.7cm



KF-524

1,050円

φ9×5.5cm



カスト ステンレス製

(大)

KF-520

4,900円

直径15cm



(中)

KF-519

4,600円

直径12cm



(小)

KF-518

4,400円

直径9cm



蝶番付消毒盆 ステンレス製

KH-441 7,000円

27×21×7cm



湿布缶 ステンレス製

8×10cm KF-528 2,200円

9×11cm KF-529 2,350円

12×15cm KF-530 3,700円

9×9cm KF-532 1,400円

10×10cm KF-533 1,750円

12×12cm KF-534 2,400円

14×14cm KF-535 3,000円

先端の皮膚保護クリーム



**お仕事の前に塗る
プロテクトX2の
手荒れ防止効果を
実感してみてください。**



予防こそ
最大の効果

予防こそ
最小のコスト

プロテクト X2 (240ml)

KF-275 3,700円

**ハンドケアは予防が決め手
特に重要な3つの特長**

1. 保護作用を強化しました

従来の皮膚保護クリームには見られない、保護膜成分を3種類配合した製品です。手洗い・消毒による皮膚への刺激を、しっかりブロックします。

シリコン フッ素 PVP

2. 皮膚をすこやかに保ち、うるおいを与える成分を配合しました

医薬部外品としての有効成分を2種類配合して、ひび、あか切れ、しもやけを防ぎますので、いっそうすこやかな手肌で医療・介護業務にお取り組みください。

グリチルレチン酸ステアリル 酢酸コフェロール

3. 爽やかな使用感を実現しました

保護効果と使用感のバランスを取ることに難しさを解決しました。さらさらとしつりの絶妙なバランスを実感してみてください。

匂いがほとんどない ベタつきがとてもしない



**様々な処置や検査に使える
レギュラータイプ**

- ラテックス(ゴム)は使用していませんので、アレルギーの心配がありません。
- ノンパウダーなので、手荒れの心配がありません。
- ラテックス手袋のような薄さでフィット感があります。
- 伸縮性・耐久性・薬剤耐性に優れた合成ゴム素材の手袋です。
- 指先の滑り止め加工により、様々な環境で高いグリップ力を発揮し、作業性に優れます。
- カラーは使用しやすいホワイト。
- 4規格から選べて作業性が向上します。
- 規格ごとに色分けされた箱(SS:イエロー、S:ブルー、M:ピンク、L:グリーン)で、使いたいサイズを一目でセレクト!
- 左右兼用

**タケトラ®
ニトリル手袋 (200枚入)**

KF-230 2,200円



SS 240mm × 78mm
S 240mm × 85mm
M 240mm × 97mm
L 240mm × 106mm



**極薄素材を採用し、
しなやかなフィット感を実現**

ラテックス手袋のような「しなやかさ」、細かな作業に適した「フィット性」、バリア性能に優れた「耐久性」を兼ね備えたニトリル手袋ですので、業務用として幅広い用途でお使いいただけます。

- 指先すべり止め加工で作業しやすい
- 伸縮性・耐久性にすぐれ、手にぴったりフィット
- パウダーフリー・ラテックスフリー
- 左右兼用で、無駄なく使える

**サラヤ ニトリルグローブ
ソフトフィット (250枚入)**

KF-294 1,600円



XS 230mm × 75mm
S 230mm × 85mm
M 230mm × 95mm
L 230mm × 105mm

厚み
指先 0.06mm 掌 0.05mm



針の刺入の際、
親指と人指指に装着

**クリーンフィンゲ
(ラテックス製)**

Sサイズ (1袋4指入×100袋入)

KF-274 5,000円
内径 約15mm、厚さ 0.1mm、長さ 63mm

Mサイズ (1袋4指入×100袋入)

KF-223 5,000円
内径 約18mm、厚さ 0.1mm、長さ 63mm

Lサイズ (1袋4指入×80袋入)

KF-224 5,000円
内径 約20mm、厚さ 0.1mm、長さ 70~75mm



指サック (1000個入)

大 KF-295 4,000円

小 KF-296 4,000円



**New タウパービアンカ S
(ペーパータオル)**

1箱7,000枚入り (200枚×35袋)

KF-293 7,000円

サイズ: 220×170mm (2つ折)

再生紙

※初回注文の場合、ペーパーホルダーがサービスで付きます。▶



**ペーパーホルダー
PH400**

KF-243B 1,800円

サイズ: W24.5×D10.5×H22.5cm
重さ: 600g
ペーパータオルが最大400枚セット可能
PVC製

プロテクトX2・手袋・指サック・ペーパータオル

医療機関・各種研究所・作業現場で活躍



不織布3層構造

ゴムかけタイプ

BFE値95%以上

サージマスクT 男性用 (50枚入)

KF-584 1,850円

カラー：ブルー
9cm×17cm

- ストラップにはソフトウーリーゴムを使用。長時間でも耳が痛くなりません。
- 細菌遮断効果のある特殊フィルターの使用で、感染を予防します。



不織布3層構造

ゴムかけタイプ

BFE値95%以上

サージマスクT 女性用 (50枚入)

KF-585 1,850円

カラー：ピンク
9cm×15cm

- 女性のフェイスラインに沿うように作りました。
- ナース・歯科衛生士の方に最適です。



血液・体液の飛散、飛沫感染から医療従事者を守ります

細菌・微粒子バリア性と液体バリア性に優れた不織布3層構造です。



外側・内側
(スパンボンド不織布)

軽くて強度がある不織布を使用。液体バリア性が高く、血液・体液等の侵入を防ぎます。顔にふれても毛羽立たないすべすべした肌触りのよい不織布です。

サラヤサージカルマスク
ホワイトF (50枚入)

KF-613A 500円

フリーサイズ：175mm×95mmサラヤ

サラヤサージカルマスク
ピンクS (50枚入)

KF-613B 500円

Sサイズ：145mm×95mm

サラヤサージカルマスク
ピンクF (50枚入)

KF-613C 500円

フリーサイズ：175mm×95mm

素材：ポリプロピレン不織布(本体、フィルター)
ポリエステル(イヤープバンド)
ポリエチレン(ノーズピース)



細菌・ウイルス対策に



ウィル・ステラ
VHジェル (40ml)

KF-291A 200円



ウィル・ステラ
VHジェル (250ml)

KF-291B 900円



ウィル・ステラ
VHジェル (500ml)

KF-291C 1,510円

ノンエンベロープウイルス*を含む、幅広い微生物に効果的

アルコールベースの手指消毒剤です。PHを酸性に調整しており、ノンエンベロープウイルスを含む幅広い微生物に作用します。

*脂質膜構造を持たず、一般的に消毒剤抵抗性が高いウイルス

使い心地のよい低粘度ジェル

のびが良く、手指にすばやく広がります。べたつかず、さらっとした使い心地で、使用後も作業の妨げになりません。

手荒れに配慮

保湿成分としてグリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、アラントインを配合し、手荒れに配慮しています。

国際的な標準試験法に基づいた効力評価を実施

日本環境感染学会の指針で勧められている欧州や米国における標準試験法に準じた試験方法で有効性を評価しています

医薬品 速乾性手指消毒剤

ヒビスコール[®]S

ヒビスコールSの特長

速乾性手指消毒剤ヒビスコールSは、グルコン酸クロルヘキシジン0.2%、エタノール溶液であり、幅広い各種微生物に対して殺菌効果を発揮します。さらに、特にすぐれた2種類のエモリエント剤が配合されており、エタノール蒸発後に効果的な残留抗菌活性が得られ、使用感がきわめて良く、手荒れのおそれはほとんどありません。専用のサラヤ手指消毒器で手指に加圧噴射して、十二分な量を付着させ、指先や爪の間、手のひら、甲、手間などにくまなく塗り込みますと、确实十分な手指消毒効果が得られます。

忙しい中で行われる手指消毒は、簡便で、効果の確実なことが重要です。サラヤのご提案「ヒビスコールS」と専用の「加圧噴射式手指消毒器」による噴射法は、この条件に適した手指消毒法です。

仕様

成分	全成分表示 有効成分：グルコン酸クロルヘキシジン 溶剤：エタノール 湿潤剤：アジピン酸ジイソブチル アラントイン 安定剤：ポリオキシエチレンヤシ油脂脂肪酸グリセリル	効果効能 手指の消毒 使用方法 そのまま使用する。
規格	外観：無色透明液体 臭気：エタノール臭 比重：0.855～0.875 (d 15) 濃度：滅菌剤濃度 0.18～0.22%	

携帯用

バッグにポケットに携帯に便利なサイズ。ノンガスをボトルに入っています。



ヒビスコールS (150mL)

801-100 1,210円

噴射ポンプ付

おむつ交換時などにキャリーに載せれば、こまめな消毒ができます。また、オプションパーツの使用で壁付型・肘押し型・手摺型としてもご利用いただけます。



ヒビスコールS (500mL)

801-101 2,200円

●オプション：壁付ホルダー
肘押しホルダー
手摺ホルダー



ヒビスコールS (1L)

801-102 3,690円

●サラヤ自動手指消毒器
HC-400用ディスポーザブルボトル

補充用

カートリッジ式の消毒器の薬液補充に。HDI-2000の消毒液用カートリッジ。



ヒビスコールS (5L)

801-103 16,500円

噴射ポンプ付

速乾性手指消毒剤

指定医薬部外品

ヒビスコール[®]SH

火気厳禁

クロルヘキシジングルコン酸塩を0.1w/v%含有する無色のエタノール溶液。



ヒビスコールSH (500mL)

KF-277 2,200円



ヒビスコールSH (1L)

KF-278 3,690円

ベッド回りを
これ1枚で
洗浄・除菌

①エタノール
②第四級アンモニウム塩
③アルカリ剤
3つの成分が
相乗作用を
発揮します!!



サラサイド除菌クロス (80枚入)

KF-286A 500円

サイズ：140×210mm/1枚



ヒビスコールS・ヒビスコールSH・サラサイド除菌クロス

手指の消毒がカンタン確実



ハンドサニターS (1ℓ ポンプ付)
KF-507A **1,650円**

手指の消毒・洗浄がカンタン確実にできる。
φ97×175mm
重量約1kg

噴霧式



センサー感知、ノータッチで消毒液を噴射・吐出する据置タイプの手指消毒器です。

医療従事者向



※ヒビスコールS(1ℓ)は別売です。

自動手指消毒器 HDI-9000
KF-279A **25,000円**

外形寸法: W250×D292×H256mm
製品質量: 約2.2kg (梱包、付属品、ボトルおよび薬液は除く)
電 源: アルカリ乾電池 (単1×4本)
(別売オプション品)

手を介した交差感染を防ぐ決め手は、手指を確実に消毒することです。自動手指消毒器「HDI-9000」はセンサー感知で消毒液を自動噴射・吐出します。手を触れずに消毒液を手にとることができ、手指のなかでも忘れがちな指先まで確実に消毒できるので、交差感染防止に最適です。



壁付ホルダーHDI用
KF-279B **8,800円**

壁に固定してお使いいただけます。
※本体が固定されますので、必ずACアダプターにて電源供給を行ってください。

ACアダプター
KF-279C **5,600円**

入力: AC100V~120V 50/60Hz

ハンドサニター・自動手指消毒器・タイサリート・スクラビイン・タイフレッシュ



殺菌消毒、清浄・石鹼液
タイサリートプラス (4ℓ)
KF-284C **6,600円**

サリチル酸 配合



殺菌消毒、清浄・石鹼液
タイサリートプラス (500ml)
KF-284A **1,200円**

サリチル酸 配合



タイサリートプラス
詰め替用
KF-284B **4,200円**

480ml×4袋 サリチル酸 配合



噴霧式

スクラビイン
4%液 (1ℓ ポンプ付)
KF-239J **4,400円**

手指の消毒・洗浄がカンタン確実にできる。
φ97×175mm、重量約1kg



- イルガサンDP300によりウイルスの不活化
- 器具を守り、血液、タンパク質等の汚れを落とす器具専用洗浄液
- 超音波洗浄器と併用



器具防錆清浄液
タイフレッシュ・エースNeo (4ℓ)
KF-285B **12,800円**

イルガサンDP300 配合

器具防錆清浄液
タイフレッシュ・エースNeo (2ℓ)
KF-285A **6,500円**

イルガサンDP300 配合



衣類用洗浄剤
タイフレッシュ・ユニV (2ℓ)
KF-215C **3,800円**

イルガサンDP300 配合



タイフレッシュ・アルコール液 (2ℓ)
KF-292 **5,400円**

成分: NAP30、エタノール、イソプロピルアルコール、その他

〈イルガサンDP300〉

イルガサンDP300は広範囲の抗菌スペクトルをもつ優れた殺菌消毒剤であり、低濃度でグラム陽性菌、陰性菌およびカビ菌などに対して有効です。皮膚刺激や毒性がなく、安全性の高いことが各種試験によって明らかにされています。皮膚に使用する場合、皮膚上の通過菌を除去すると同時に常在菌を制御し、皮膚に対する親和性により洗浄後も作用が持続します。また、**B型肝炎ウイルスに対する不活化作用**が報告されて以来、広く医療関係で利用されています。

世界各国のオリンピック選手がベストコンディション作りに愛用

エミューオイル
100%



天然100%だから
体にやさしい



※関節などに擦り込むようにして
使うマッサージオイルです。

少量で良くのびる！
浸透性抜群だから
べたつき感が残らない

筋肉の奥まで浸透し、
故障箇所を正常な状態に戻す。
筋肉の疲れを翌日に残さない。

【使用方法】

- マッサージオイルとしてアイシングや各種治療法手技と併用
- 温熱治療に超音波・各種治療器に併用 etc.

オーストラリアの先住民族アボリジニが4万年前から、傷の治療、痛みの除去、筋肉痛の軽減等あらゆる炎症の秘薬として使用していたのがエミューオイル。2000年シドニーオリンピックではこのオイルを愛用していたトレーナーの担当するオリンピック選手達が試合に万全の体制でのぞむことができ、更に多くのメダルを獲得したことで話題となりました。

- 当オイルにアロマオイルや通常ご使用の軟膏等を混ぜてお使い頂いてもOKです。
- 乾燥の季節、お風呂に2〜3滴入れて入浴すると肌にうるおいを与えます。

オイルオブ・エミュー

S (20ml)	KF-621A	1,800円
M (85ml)	KF-621B	3,500円
L (285ml)	KF-621C	8,950円
LL (1000ml)	KF-621D	26,000円

ユーカリプタスブレンド

120ml	KF-621E	3,600円
-------	---------	--------

ユーカリの香りがするブレンドタイプのエミューオイル

肌に潤いを与え、マッサージとの相乗効果で痛みや硬さを和らげる

全身のつながりを大切に、穏やかなストロークを描く

お風呂上がり、汗ばんでいるときに、お肌を清潔に保ち、サラッとした感覚で肌をマッサージいたします。

リーズナブルな業務用オイル
(オイルマッサージ専用)

【鎮静】

【補修】



CIANA ST
マッサージクリーム 200g
KF-615 1,900円

オイルのような滑りを再現しつつ、扱いやすさを目指したマッサージクリームです。アロエベラ葉エキスやカコンエキスなど、肌にやさしい植物プラセンタエキスを配合し、拭き取りもほぼ不要のためしっかりと肌に潤いを与えることができます。往療時にも活用できます。



CIANA RMD
マッサージジェル 200g
KF-623 3,200円

RMDマッサージジェルは豊かな伸びが特徴です。しっとりとした心地よい密着感と、極上のとろけるような質感で、肌の緊張を丁寧にゆるめていきます。ラベンダーやレモンの精油を配合しており、外出先でも気軽にアロママッサージが可能です。



ベビーパウダー
シェーカー 100g
KF-587 300円



ベビーオイル 1,000ml
KF-577 1,800円

- しっとりとしたなめらかなお肌を保ちます。
- アレルギーの少ない無臭タイプ。
- 業務用には最適なコストパフォーマンス。

成分

ミネラルオイル、スクワラン、ホホバ油、オリーブ油、アボガド油、ハイブリッドサフラワー油

古くて新しい自然の恵み



ビワの葉の成分はブドウ糖、ショ糖、果糖、マルトース、でんぷん、デキストリン、酒石酸、クエン酸、りんご酸、アミグダリン、タンニン、サポニンなどで、なかでもアミグダリン等の有効成分が、あらゆる病気の原因となりうる汚れた血液を浄化していくことにより、諸器官の働きを活発にし自然治癒力に好影響を及ぼすと解明されております。

ビワエキスジェル

内容量250g	KF-567	3,500円
6本入り1箱	KF-567B	21,000円



スクワラン(業務用) 1,000mL
KW-638A 15,000円

全身に使える
美容オイル

スクワランは、深海にすむサメ類の肝油からとれる無添加、無色、透明のオイル。人間の表皮脂質にも含まれ、肌への浸透性が高く伸びがあります。エステスクワランはそのまま美容オイルとして利用していただくことが出来ますが、ナチュラルボディオイルに混ぜて使っても良いと思います。乾燥時期やお風呂上りにお肌や髪の毛につけていただくと潤いがでます。



箱入詰め替え用
タルク 500g
KF-504 850円

エミューオイル・マッサージクリーム・スクワラン・タルク

一光のスキンクリーム 特長

11種類のハーブエキス配合。

お肌によい植物エキスばかりを集め、クリームにしました。

ハンド&ボディ、全身をケア。

水仕事のあと、お風呂あがり、お休み前にと、全身にご使用いただけます

馬油配合で、とてもしっとりつるつる。

馬の油は人の皮脂に近い油のため、肌へのなじみは抜群。

ご家族みんなのスキンクリーム。

子供からお年寄りまで、年齢性別、時と場所を選ばない優しいクリームです。

プロとの共同開発。

美容・医療関係のプロの声を汲み上げて作り上げました。

無香料・無着色。

馬油の匂いはありません。不必要な着色も一切していません。

こってりなのに、べたつかない。



一光のスキンクリーム 65g

KF-618 **980円**

外寸：57×34×122mm
重量：76g (容器含む) 日本製



一光のスキンクリーム 210g

KF-617 **1,800円**

外寸：87×87×62mm
重量：280g (容器含む) 日本製

こんなお悩みの方にもオススメ！

お子様の肌トラブルでお悩みの方



季節の変わり目など、敏感肌でお悩みの方

主婦湿疹・アカギレでお悩みの方



乾燥による背中のかサカサ、かゆみでお悩みの方

足のかかとのガサガサ(古い角質)でお悩みの方



馬油・クリーム・ジェル



ドリーム500 (馬油40%) 〈マッサージクリーム〉 グリーンラベル 500g入

KF-551 **3,800円**

(1箱12入)

KF-551B **45,600円**



ドリーム430 (馬油40%) 〈マッサージクリーム〉 レッドラベル 430g入

KF-552 **3,800円**

(1箱12入)

KF-552B **45,600円**



ドリームワインゲル (馬油40%) 〈クール&テープ〉 イエローラベル 270g入

KF-553 **3,500円**

(1箱24入)

KF-553B **84,000円**



猛暑の時や乳幼児に・過敏性の人のためのソフトタイプ。

- ①無香料・無着色・無刺激。
- ②皮膚抵抗がなく滑らか！
- ③敏感肌へ対応！



爽やかなユーカリとペパーミントの香り。爽快でソフトな刺激です。

- ①ソフトで爽快感な刺激！
- ②スムーズなマッサージ。
- ③筋肉の疲れをリラックス！



テープング前に塗布して皮膚トラブル防止に、又、クールダウンにもお使いいただけます。

- ①ゲル状で素早い乾燥とプロテクト！
- ②馬油と11種類の植物エキスが癒す。
- ③伸びが良くエコノミー！

オイル・クリーム・ジェル

自然な爽快感のボディーリフレッシュジェル

各種スポーツ前後、入浴後やご家庭でのコンディショニングにご使用ください。

べとつかずふきとり不要。匂いが残りません。



◀ 徳用ボトル



◀ チューブ



◀ ロールオン



◀ 業務用ボトル



◀ 業務用・特大サイズ

バイオフィリーズ 〈ボディマッサージジェル〉

徳用ボトル (452g)

KN-380B **6,800円**

チューブ (110g)

KN-380A **1,900円**

ロールオン (82g)

KN-380C **1,900円**

業務用ボトル (904g)

KN-380E **12,800円**

業務用・特大サイズ (3,509g)

KN-380D **46,200円**

アップ&ダウンを、効果的&簡単に。

○ケガをさせない!

素早く もうケガをしなくていい!
ウォームアップ。

- テーピングが可能
- ウォーム感持続
- 保湿
- 弱酸性

マッサージとジェルの相乗効果で筋肉の温度を高め激しい動きに備えます。運動前に筋肉を活性化させパフォーマンスの向上につなげます。

- ▶ すり込むようにマッサージする
- ▶ 筋肉、スタンバイOK
- ▶ テーピングも、即OK

○アスリートのためのマッサージジェル

スポーツ前に



DESCENTE **ウォーミング マッサージジェル**

チューブタイプ (150g)
KF-602A **1,900円**

ボトルタイプ (920g)
KF-602B **7,600円**

○ゴルフ・ハイキングにもオススメ!

スポーツ後に

じっくり もうケガをしなくていい!
クールダウン。

- テーピングが可能
- クール感持続
- 保湿
- 弱酸性

マッサージとジェルの相乗効果で運動を終えた後の疲労した筋肉を沈静化。運動後の回復の促進とクーリング作用で心身共にリフレッシュ。

- ▶ すり込むようにマッサージする
- ▶ 筋肉、メンテナンスOK
- ▶ テーピングも、即OK



DESCENTE **クーリング マッサージジェル**

チューブタイプ
KF-603A **1,900円**

ボトルタイプ (920g)
KF-603B **7,600円**

冷えからくるひざの痛みに

- 温感成分としては香料の一種であるバニリルアルコールブチルエチレンで、カプサイシン(トウガラシエキス)を一切使用せず、きつい刺激感(ヒリヒリ・ビリビリ)が少ない。
- グルコサミン・コンドロイチン・MSMと天然成分を配合



ひざぽかホットゲル

チューブ入り (100g)
KF-610A **2,500円**

業務用ボトル入り (300g)
KF-610B **6,000円**

アロエエキス(保湿剤)配合

- 天然メントール使用です。
- 乾きが早くテーピング前にもお使いください。
- ジェル剤特有のカスが少なくなりました。

クーリングジェルは日本国内で製造しています。容器を含め安心の日本製です。



アロエは日本に伝わる以前からヨーロッパでは薬草だけでなく美肌効果を目的とするスキンケアとしても利用されていました。肌のサイクルを正常にし常に新しい細胞へと生まれ変わる手助けを行ないます。



クーリングジェル

700g+詰替えパック
KF-609A **10,800円**

70g (12本入り)
KF-609B **15,600円**

バイオフィリーズ・マッサージジェル・ホットゲル・クーリングジェル

指圧やマッサージに
最適な強化構造




静かでスムーズな上下移動



EXフェイスマット

KT-297 8,500円



認証番号 27B3X00231000032



電動油圧昇降ベッド

AK-I (無孔) KT-111 420,000円

AK-II (有孔) KT-112 436,000円

サイズ: 幅70×長さ190×高さ45~80cm
重量: 約70kg
定格電圧: AC100V 定格周波数: 50/60Hz
消費電力: 730VA

荷重: 35° -200kg, 30° -500kg

騒音: 50Hz 43db-A, 60Hz 48db-A

●指圧マッサージにおいてどんな高さでもビクともしない安定タイプ。

●電動油圧方式で上下動が電動式に比べてスムーズです。

●形くずれにくい特殊構造マット。

指定レザー色

アイボリー グリーン 茶 ブルー ピンク

10年保証

電動油圧昇降ベッド(徒手療法用)

AK-III (有孔) KT-120 436,000円

サイズ: 幅70×長さ190×高さ45~83cm

重量: 約70kg

定格電圧: AC100V 定格周波数: 50/60Hz

消費電力: 730VA

●頭部マットの角度がレバーにより(25°~30°)上下可変できます。

●指圧マッサージ徒手療法において、どんな高さでもビクともしない安定タイプです。

●電動油圧方式で上下動が電動式に比べてスムーズです。

●フェイス部はEXフェイスマットを使用し「人肌感覚」に限りなく近づけました。

●ダブルペダル採用のため、治療効率が一段とアップしました。

指定レザー色

アイボリー グリーン 茶 ブルー ピンク

10年保証

電動EXベッド

無孔 KT-787A 250,000円

有孔 KT-787B 250,000円

サイズ: 幅50・55・60・65・70 長さ180・190cm
高さ45~83cm

重量: 約50kg クッション厚: 4cm

●安心感をもたらす木枠式電動昇降ベッド。

●使用頻度の高い高さを2つまで記憶できるポジションメモリー機能付き。

※メモリーペダルをご使用時には、記憶させた高さまでの移行が完全に終了するまでは、本製品から離れないようお願いいたします。

ビニールレザー18色

白	クリーム	アイボリー	ライオン	ライオン	ライオン
ピンク	レッド	イエロー	オレンジ	ライオン	ライオン
抹茶	メディ	グレー	ライオン	ライオン	ライオン

電動診察台β

無孔 KT-015A 220,000円

有孔 KT-015B 220,000円

サイズ: 幅60・65・70cm 長さ180・190cm
高さ45~81cm

重量: 約50kg クッション厚: 4cm

●ワイヤレスで動作を邪魔せず使い勝手の良い無線手元スイッチを採用。

●ゆったりサイズで優しい寝心地のかどまるマクラ(小高)を標準装備。

●梱包がコンパクトで間口が狭くても搬入しやすい脚部現地取付タイプ。

ビニールレザー18色

白	クリーム	アイボリー	ライオン	ライオン	ライオン
ピンク	レッド	イエロー	オレンジ	ライオン	ライオン
抹茶	メディ	グレー	ライオン	ライオン	ライオン



電動HSベッド

無孔 KT-788A **250,000円**
有孔 KT-788B **250,000円**

サイズ：幅50・55・60・65・70cm 長さ180・190cm
高さ45～83cm
重量：約55kg クッション厚：4cm

- ハイスピードな昇降速度を実現するリナック社製高速リターナーを採用。
- 従来品に比べ上昇速度30%アップ(約22秒) 下降速度50%アップ(約16秒)。
- 緩やかな円弧を描きながら昇降する電動昇降台。フットスイッチ操作。

ビニールレザー18色

白	クリーム	アイボリー	スカイブルー	ライトブルー	メディカルブルー
ピンク	レッド	イエロー	オレンジ	ライトグリーン	ライムグリーン
抹茶	メディカルグリーン	グレー	ブラウン	茶	黒




電動ハイローベッド

無孔 KT-195 **242,500円**
有孔 KT-195B **242,500円**

サイズ：幅60・65・70cm 長さ180・190cm
高さ45～83cm任意
重量：約50kg
AC100V 40W 50/60Hz共通

ビニールレザー18色

白	クリーム	アイボリー	スカイブルー	ライトブルー	メディカルブルー
ピンク	レッド	イエロー	オレンジ	ライトグリーン	ライムグリーン
抹茶	メディカルグリーン	グレー	ブラウン	茶	黒



電動ボディベッド

無孔 KT-001A **160,000円**
有孔 KT-001B **160,000円**

サイズ：幅60・65・70cm 長さ180・190(追加費用が発生します) 高さ45～81cm
重量：約50kg クッション厚：6cm

- 昇降シリーズ史上初の脚部現地組立式を採用し梱包をコンパクト化。
- 柔らかめのウレタンとかどまる加工シートで心地よい院内環境を演出。
- 脚部フレームを内側に加工して頭部側・脚部側からの施術効率をアップ。

ビニールレザー18色

白	クリーム	アイボリー	スカイブルー	ライトブルー	メディカルブルー
ピンク	レッド	イエロー	オレンジ	ライトグリーン	ライムグリーン
抹茶	メディカルグリーン	グレー	ブラウン	茶	黒



ゆったりワイドな
テーブルトップ幅70cmタイプ。

診察台 EX-SD2WS 一般診察対応

KT-764 **280,000円**

テーブルトップ寸法：700×1900mm
本体昇降範囲：450～950mm
テーブルトップレザ：シームレスレザー
電気規格AC100V 50/60Hz：4.3/5.2A
質量：102kg

- スムーズな動作を実現した電動油圧機構を採用。
- 45cmの低初高で患者さんの乗り降りの負担を軽減。
- 座位・立位の両ポジションに対応する、50cmの昇降ストローク。
- ワンタッチで最低位まで下降するオートリターン機能を装備。また、メモリー設定を変更すれば、任意のポジションへ自動で移行するプリセット機能としても使用可能。



カナケンオリジナルベッド

エヌ オー



NOシリーズ

マット 高反発ウレタンを採用。
マッサージ、指圧、整体に最適な仕様。

レザー 耐久性を重視した抗菌・防汚対応。



A ブルー B ピンク C グリーン D ブラウン



エヌ オー NO治療台

NO60 [KT-295A] **68,500円**

サイズ：幅600×長さ1800×高さ500、550、600mm指定
組立式、工具付、ガタ付調整付

NO65 [KT-295B] **68,500円**

サイズ：幅650×長さ1800×高さ500、550、600mm指定
組立式、工具付、ガタ付調整付。重量：約36kg

NO70 [KT-295C] **68,500円**

サイズ：幅700×長さ1800×高さ500、550、600mm指定
組立式、工具付、ガタ付調整付。重量：約38kg

NO70L [KT-295D] **68,500円**

サイズ：幅700×長さ1900×高さ500、550、600mm指定
組立式、工具付、ガタ付調整付。重量：約40kg

NO70UL (有孔) [KT-295E] **74,000円**

エヌ オー NO診察台 Z型

[KT-296] **48,000円**

サイズ：幅650(700)×長さ1800×高さ600(550、500)mm
組立式、ガタ付調整付

エヌ オー NOカゴ付有孔ベッド

[KT-739] **77,800円**

幅700mm×長さ1900mm×高さ600(550、500)mm

エヌ オー NOカゴ付ベッド

70巾 [KT-740] **75,000円**

幅700mm×長さ1900mm×高さ600(550、500)mm

65巾 [KT-741] **75,000円**

幅650mm×長さ1800mm×高さ600(550、500)mm

本体：パーティクルボード ラワン合板
張り地：ビニールレザー(抗菌 防汚対応レザー)
フレーム：25×40角パイプ(粉体塗装)
脚部：50.8パイ 丸パイプ(粉体塗装)
補強棒：15.7パイ(粉体塗装)



DX マッサージベッド

無孔 [KT-353] **60,000円**
有孔 [KT-353B] **67,500円**

サイズ: 幅50・55・60・65・70cm 長さ180cm 高さ40・45・50・55・60cm
重量: 約25kg 組立式・工具付 ●治療台の定番モデル

ビニールレザー18色									
白	クリーム	アイボリー	スカイブルー	ライトブルー	メディカルブルー	ピンク	レッド	イエロー	
オレンジ	ライトグリーン	ライムグリーン	抹茶	メディカルグリーン	グレー	ブラウン	茶	黒	



外脚H型DXベッド

無孔 [KT-790A] **67,500円**
有孔 [KT-790B] **75,000円**

サイズ: 幅50・55・60・65・70cm 長さ170・180・190cm
高さ40・45・50・55・60・65・70cm 重量: 約26kg クッション厚: 3cm
●上段式H型脚部。優れた安定性を誇る外脚タイプ
●抜群の強度・安定性だけでなく開放的な空間も大切にします。

ビニールレザー18色									
白	クリーム	アイボリー	スカイブルー	ライトブルー	メディカルブルー	ピンク	レッド	イエロー	
オレンジ	ライトグリーン	ライムグリーン	抹茶	メディカルグリーン	グレー	ブラウン	茶	黒	



モクベッドS

無孔 [KT-016A] **65,000円**
有孔 [KT-016B] **72,500円**

サイズ: 幅50・55・60・65・70cm 長さ170・180・190cm
高さ40・45・50・55・60・65・70cm 重量: 約24kg クッション厚: 3cm
●上質なメルクシバイン材に食品衛生法に適合の低臭透明ニスを採用。
●院内の雰囲気や溶け込む木の質感がカントリー家具風な高級感を演出。
●床面をキズから守る専用の滑り止めゴムシートを脚部裏面に接着加工。

ビニールレザー18色									
白	クリーム	アイボリー	スカイブルー	ライトブルー	メディカルブルー	ピンク	レッド	イエロー	
オレンジ	ライトグリーン	ライムグリーン	抹茶	メディカルグリーン	グレー	ブラウン	茶	黒	



ローズ60

[KT-002] **57,000円**

サイズ: 幅60cm 長さ183cm 高さ45/65cm (7段階調節)
重量: 約14kg クッション厚: 6cm
●軽さと実用性を優先する幅60cmを標準設定した木製ポータブルベッド。
●6cmの高反発・高密度ウレタンを採用。便利なフタクッション付き。
●安全性と強度を優先したダブルノブネジ式7段階式高さ調節機能付き。

レザー3色			※耐アルコール・耐次亜塩素酸・ 抗菌・防汚・難燃 RoHS対応		
アイボリー 3	メディカル 6	メディカル 14			



H型DXベッド

無孔 [KT-776A] **67,500円**
有孔 [KT-776B] **75,000円**

サイズ: 幅50・55・60・65・70cm 長さ170・180・190cm 高さ40・45・50・55・60・65・70cm
重量: 約26kg 組立式・工具付 クッション厚: 3cm
●ワンランク上の強度を身に付けるH型脚部。

ビニールレザー18色									
白	クリーム	アイボリー	スカイブルー	ライトブルー	メディカルブルー	ピンク	レッド	イエロー	
オレンジ	ライトグリーン	ライムグリーン	抹茶	メディカルグリーン	グレー	ブラウン	茶	黒	



オメガ式有孔H型DXベッド

[KT-364] **90,000円**

サイズ: 幅60・65・70cm 長さ180・190cm 高さ50・55・60cm
重量: 約30kg 組立式・工具付
●埋込型の取り外し式円形マット付
●フェイスマット付

ビニールレザー18色									
白	クリーム	アイボリー	スカイブルー	ライトブルー	メディカルブルー	ピンク	レッド	イエロー	
オレンジ	ライトグリーン	ライムグリーン	抹茶	メディカルグリーン	グレー	ブラウン	茶	黒	



ハイローDXベッド

無孔 [KT-361] **100,000円**
有孔 [KT-361B] **107,500円**

サイズ: 幅60・65・70cm 長さ180cm 高さ40/50・45/55・50/60・55/65・60/70cm
重量: 約30kg 組立式・工具付 ●高さを2cm間隔で5段階調節可能。

ビニールレザー18色									
白	クリーム	アイボリー	スカイブルー	ライトブルー	メディカルブルー	ピンク	レッド	イエロー	
オレンジ	ライトグリーン	ライムグリーン	抹茶	メディカルグリーン	グレー	ブラウン	茶	黒	



ローズ70

[KT-003] **60,000円**

サイズ: 幅70cm 長さ183cm 高さ45/65cm (7段階調節)
重量: 約15kg クッション厚: 6cm
●安定感のあるワイドな幅70cmを標準設定した木製ポータブルベッド。
●6cmの高反発・高密度ウレタンを採用。便利なフタクッション付き。
●安全性と強度を優先したダブルノブネジ式7段階式高さ調節機能付き。

レザー3色			※耐アルコール・耐次亜塩素酸・ 抗菌・防汚・難燃 RoHS対応		
アイボリー 3	メディカル 6	メディカル 14			

治療用ベッド

FONTANA®
BELLEZZA E SALUTE

重厚な高級感。

アルペロノーチェ

KT-832 65,000円

【組立サイズ】
幅：約75cm 本体重量：約30kg 長さ：約182cm
高さ：約60～80cm（7段階調節）
【棚のサイズ】
W38×D129×H27cm

マッサージベッド本体・フェイスクラドル・フェイスクッション・
保証書・取扱説明書

等分布耐荷重：約1500kg
フォーム：低反発フォーム3層 7.5cm
裏板の厚み：約18mm
材質：北欧産ホワイトビーチ材
生地：ソフトレザータッチ

FONTANA®
BELLEZZA E SALUTE



トリノ スポーツL (お客様組み立て商品)

KT-785 35,000円

幅：約65cm 重量：約28kg 長さ：約192cm
高さ：約50・55・60cm 等分布耐荷重：約700kg
フォーム：ハードフォーム2層 約5.0cm
裏板の厚み：約12mm 生地：ソフトレザータッチ
脚部：スチール製（粉体塗装）
付属品：フェイスクッション、プラグ
梱包サイズ：約196×70×17cm（※要組み立て）



ベージュ

FONTANA®
BELLEZZA E SALUTE



アルペロススポーツL65 (お客様組み立て商品)

KT-794B 35,000円

幅：約65cm 重量：約31kg

アルペロススポーツL70 (お客様組み立て商品)

KT-794C 35,000円

幅：約70cm 重量：約33kg

【共通仕様】

長さ：約192cm 高さ：約50・55・60cm
等分布耐荷重：約700kg
フォーム：ハードフォーム2層 約5.0cm
裏板の厚み：約12mm 生地：ソフトレザータッチ
脚部：スチール製（粉体塗装） 付属品：プラグ
梱包サイズ：約196×75×16cm（※要組み立て）



※別売り商品設置例

65: ベージュ 70: ベージュ

胸部と腹部には、
身体構造を考慮した
“窪み”が施され、
女性にも快適フィット。

ポータブル
マッサージチェア
ラグーナ

KT-014 35,000円

サイズ：幅50×奥行70～80×高さ105cm
重量：約7.6kg 動的荷重：159kg
付属：タイヤ付きキャリングバッグ
素材：クッション部/ウレタン
レザー/ポリ塩化ビニール
脚/アルミニウム
色：ブラック（中国製）

●頸や肩に負担がかからないように、フェイスパッド、
胸パッド、アームパッド、シートの4点で高さや角
度の調整が可能です。



SD ポータル

KT-042 58,000円

サイズ：幅50×奥行85×高さ116cm
重量：約14kg
クッション厚：4cm（座部・手置き）
6cm（胸部）
3cm（膝置き）

- クイックマッサージに最適な折りたたみ式軽量ポータブルチェア。
- 座位の状態からリラックスしてマッサージを提供する椅子型施術台。
- ヘッド：フェイスマット・無段階角度調節機能
- 手置き：ラウンド型アームレスト・3段階高さ調節機能
- 座部：3段階高さ調節機能



ビニールレザー18色

白	クリーム	アイボリー	スライ	ライト	メディ	ピンク	レッド	イエロー
オレンジ	ライオン	グリーン	抹茶	ダーク	グレー	ブラック	茶	黒

【ご注意】掲載のスチールベッドは全て組み立て式です。組立納品は別途申し受けます。

治療用ベッド(折りたたみ)

●掲載されている価格は **税抜き価格** です。



ナチュラルで高級感のある
オリジナルベッド。

ポータブルテーブル デルマ

KT-017 **60,000円**

サイズ：長さ184cm(フェイスレスト込み211cm)×
高さ(59.5~82cm)×巾71cm

重量：12.5kg

動的耐荷重：204kg

静的耐荷重：1250kg

素材：クッション部/ウレタン、
レザー部/ポリウレタン、
脚/ブナ材

付属：フェイスクラドル、フェイスクッション、アームレスト、
タイヤ付きキャリングバッグ

色：アガートブルー、バーガンディー

中国製



患者に近い、楽な体勢で
施術できます。

ポータブルテーブル ソラナ

KT-018 **60,000円**

サイズ：長さ184cm×高さ(62~82.5cm)×巾71cm

重量：12kg

動的耐荷重：204kg

静的耐荷重：1250kg

素材：クッション部分/ウレタン素材(複層構造ソフトフォーム)、
レザー部分/ポリウレタン、
脚/アルミフレーム

付属：フェイスクラドル、フェイスクッション、アームレスト、
タイヤ付きキャリングバッグ

色：ブラック、ティール

中国製



※設置時には必ずベッドの中央を持ち
上げて移動してください。
※外側を持ち上げる移動はシートが破
損します。十分ご注意ください。

オリコベッド

無孔 KT-357D **90,000円**

有孔 KT-357 **90,000円**

サイズ：幅40・45・50・55・60・65・70cm
長さ180・190cm

高さ35・40・45・50・55・60・65・70cm

重量：約17kg(幅50×長さ180cm製作時)

クッション厚：3cm

ビニールレザー18色

白	クリーム	アイボリー	スカイブルー	ライトブルー	メディ
ピンク	レッド	イエロー	オレンジ	ライトグリーン	ライム
抹茶	メタリック	グレー	ブラウン	茶	黒



キャリーバッグ

KT-357A **13,000円**

▼サイズをご指定ください。

サイズ：幅40・45・50・55・60・65・70・75cm用

長さ170・180・190・200cm用

カラー/ブルー、グリーン、エンジ、ブラック

▼バッグ専用色：4色から
お選びいただけます。

ブルー グリーン エンジ ブラック

●ナイロン100% 裏：
PVC(塩化ビニル)加工。
●運搬時のご負担を軽減さ
せる補助ストラップ付き。
※ご注文時にはご使用され
るベッドの製品名を必ず
ご提示ください。



●ワンタッチロックステー式セットアップ。
クロムメッキ仕上げ。
●強化スチール枠構造。折りたたみ式。

ムーブベッド

無孔 KT-391B **70,000円**

有孔 KT-391 **70,000円**

サイズ：幅50cm 長さ180cm

高さ50・55・60cm

重量：約14kg クッション厚：3cm

ビニールレザー18色

白	クリーム	アイボリー	スカイブルー	ライトブルー	メディ
ピンク	レッド	イエロー	オレンジ	ライトグリーン	ライム
抹茶	メタリック	グレー	ブラウン	茶	黒



キャスター付キャリーバッグ

KT-357B **16,000円**

▼サイズをご指定ください。

サイズ：幅40・45・50・55・60・65・70・75cm用

長さ170・180・190・200cm用

カラー/ブルー、グリーン、エンジ、ブラック




▼バッグ専用色：4色から
お選びいただけます。

ブルー グリーン エンジ ブラック

●ナイロン100%
裏：PVC(塩化ビニル)加工。
●運搬時のご負担を軽減さ
せる補助ストラップ付き。
※ご注文時にはご使用され
るベッドの製品名を必ず
ご提示ください。

ご注意! ベッド類は受注生産品につき、ご発注後のキャンセルはご容赦ください。尚、弊社の受注ミスの場合はこの限りではございません。KANAKEN

強化スチール枠携帯用ベッド・キャリーバッグ



- 25 :  
ベージュ ティール
- 28 :  
ベージュ ティール

プリモスポーツ 25・28にはフェイスクッション、フェイスクラドル、プラグ、キャスター無キャリーバッグが付いています。



プリモスポーツ 25

KT-779B **43,000円**

幅: 約63cm 重量: 約14kg

プリモスポーツ 28

KT-779 **43,000円**

幅70cm 重量: 約15kg

【共通仕様】

長さ: 約182cm (フェイスクッション装着時: 約210cm)


高さ: 約45~65cm (7段階調節) ダブルノブ仕様

等分布耐荷重: 約1200kg

フォーム: ハードフォーム2層 約6.0cm

生地: ソフトレザータッチ

材質: 北欧産ホワイトビーチ材



- 25 :  
ベージュ ティール

リビエラスポーツ 25にはプラグとキャリーバッグが付いています。



リビエラスポーツ 25

KT-775B **33,000円**

幅: 約63cm 重量: 約13.0kg

長さ: 約182cm

高さ: 約45~65cm (7段階調節) ダブルノブ仕様

等分布耐荷重: 約1000kg

フォーム: ハードフォーム2層 約6.0cm

生地: ソフトレザータッチ

材質: 北欧産ホワイトビーチ材



- 25 :  
ティール ブラック
- 28 :  
ティール ブラック

クアトロ 25・28にはフェイスクッション、フェイスクラドル、キャリーバッグが付いています。



クアトロ 25

KT-777A **53,000円**

幅: 約63cm 重量: 約9.8kg

クアトロ 28

KT-777B **53,000円**

幅: 約70cm 重量: 約11kg

【共通仕様】

長さ: 約182cm (フェイスクッション装着時: 約210cm)

高さ: 約52~66cm (6段階調節)

等分布耐荷重: 約1200kg

フォーム: ハードフォーム2層 約6.0cm

生地: ソフトレザータッチ

材質: アルミニウム



- 28 : 
ネイビー

カイザスポーツ 26・28にはフェイスクッション、フェイスクラドル、プラグ、キャスター無キャリーバッグが付いています。



カイザスポーツ 28

KT-797B **43,000円**

幅: 約70cm 重量: 約16kg

【共通仕様】

長さ: 約182cm (フェイスクッション装着時: 約210cm)

高さ: 約45~65cm (7段階調節) ダブルノブ仕様

等分布耐荷重: 約1200kg

フォーム: ハードフォーム2層 約5.0cm

生地: ソフトレザータッチ

材質: 北欧産ホワイトビーチ材

FONTANA®

BELLEZZA E SALUTE



25: バニラ

28: バニラ ブルー ブラウン ティール



リビエラ25・28にはフェイスクッション、フェイスクラドル、キャリーバッグが付いています。

リビエラ25

KT-773B **33,000円**

幅: 約63cm 重量: 約13kg

リビエラ28

KT-773 **33,000円**

幅: 約70cm 重量: 約15kg

【共通仕様】

長さ: 約182cm (フェイスクッション装着時: 約210cm)
高さ: 約60~82cm (8段階調節)
等分布耐荷重: 約1000kg
フォーム: ソフトフォーム 約6.0cm
生地: ソフトレザータッチ
材質: 北欧産ホワイトビーチ材



28: チョコレート ライラック バニラ

30: チョコレート ライラック バニラ



プリモ28・30にはフェイスクッション、フェイスクラドル、キャスター無キャリーバッグが付いています。

プリモ28

KT-771 **45,000円**

幅: 約70cm 重量: 約14kg

プリモ30

KT-771B **45,000円**

幅: 約75cm 重量: 約15kg

【共通仕様】

長さ: 約182cm (フェイスクッション装着時: 約210cm)
高さ: 約60~82cm (8段階調節)
等分布耐荷重: 約1200kg
フォーム: ソフトフォーム2層 約7.5cm
生地: ソフトレザータッチ
材質: 北欧産ホワイトビーチ材



28: チョコレート

30: チョコレート



ベリーニ28・30にはフェイスクッション、フェイスクラドル、キャリーバッグが付いています。

ベリーニ28

KT-799 **53,000円**

幅: 約70cm 重量: 約182cm 重さ: 約11kg


ベリーニ30

KT-800 **53,000円**

幅: 約75cm 重量: 約182cm 重さ: 約11kg

【共通仕様】

高さ: 約60~82cm (8段階調節)
等分布耐荷重: 約1250kg
フォーム: ハードフォーム2層 約6.0cm
生地: ソフトレザータッチ
材質: アルミニウム



30: バニラ ベージュ チョコレート ライラック

32: バニラ

ベネチア28・30・32にはフェイスクッション、フェイスクラドル、デラックスアームレスト、キャスター無キャリーバッグが付いています。
※32はキャリーバッグ

ベネチア30

KT-770 **55,000円**

幅: 約75cm 重量: 約16kg

ベネチア32

KT-809 **55,000円**

幅: 約80cm 重量: 約17kg

【共通仕様】

長さ: 約182cm (フェイスクッション装着時: 約210cm)
高さ: 約60~85cm (9段階調節) ダブルノブ仕様
等分布耐荷重: 約1200kg
フォーム: 低反発フォーム3層 約7.5cm
生地: ソフトレザータッチ
材質: 北欧産ホワイトビーチ材

軽量型携帯用ベッド

カイロプラクティック



スリマーベッド

KR-168 153,000円

サイズ：幅55・60・65cm 長さ160～190cm 高さ50・55・60cm、重量：約32kg

- ヘッド部ガススプリング式 上15° 下40°
- ヘッド部開閉をレバー操作で無段階調節可能（最大幅33cm）
- 足側30cmスライド
- ロールペーパー取付金具標準装備（ペーパー1本付属）

ビニールレザー18色

白	クリーム	アイボリー	スカイブルー	ライトブルー	メディカルブルー	ピンク	レッド	イエロー
オレンジ	ライトグリーン	ライムグリーン	抹茶	メディカルグリーン	グレー	ライトブラウン	茶	黒



GSスリムベッド


KR-164 126,000円

サイズ：幅55・60・65cm 長さ160～190cm 高さ50・55・60cm、重量：約30kg

- ヘッド部ガススプリング式 上15° 下40°（ヘッド部開閉なし）
- 足側30cmスライド
- ロールペーパー取付金具標準装備（ペーパー1本付属）
- 胴体角度130°（110°に変更可）

ビニールレザー18色

白	クリーム	アイボリー	スカイブルー	ライトブルー	メディカルブルー	ピンク	レッド	イエロー
オレンジ	ライトグリーン	ライムグリーン	抹茶	メディカルグリーン	グレー	ライトブラウン	茶	黒



アプローチベッド

KR-171 85,500円

サイズ：幅32/55・32/60・32/65・32/70cm 長さ170・180・190cm 高さ40・45・50・55・60cm
重量：約27kg、クッション厚：9cm（本体）

- 幅9cm×長さ20cmの前開き有孔。かどまる加工。
- スリット型座シート。ラウンド型手置き台付き。

ビニールレザー18色

白	クリーム	アイボリー	スカイブルー	ライトブルー	メディカルブルー	ピンク	レッド	イエロー
オレンジ	ライトグリーン	ライムグリーン	抹茶	メディカルグリーン	グレー	ライトブラウン	茶	黒

アプローチ整体

KR-182 117,000円

サイズ：幅35/44cm 長さ180cm 高さ40cm
重量：約24kg、クッション厚：7cm（本体）


- 幅9cm×長さ20cmの前開き有孔。かどまる加工。
- スリット型座シート。ラウンド型手置き台付き。

ビニールレザー18色

白	クリーム	アイボリー	スカイブルー	ライトブルー	メディカルブルー	ピンク	レッド	イエロー
オレンジ	ライトグリーン	ライムグリーン	抹茶	メディカルグリーン	グレー	ライトブラウン	茶	黒

A クリーム クリーム

カイロプラクティック専用フェイスペーパー



ロールペーパーソフト (10本入)

KR-181 6,800円

21cm×75m巻、材質：パルプ100%、日本製



ロールペーパーソフト (25本入)

KR-108B

16,000円

サイズ：21cm×75m



フェイスペーパー (2500枚入)


KR-172 18,000円

診察台、治療台、フェイスクッション等にディスボカバ一としてご使用いただける製品です。

1枚あたりの単価は6.8円

サイズ：幅43cm×30cm

材質：レーヨン100% 日本製



フェイスペーパー S-cut type (2000枚入)


KR-174 14,000円

中央がS字に裁断されておりますので、診察台、治療台、フェイスクッション等にお使いの場合に、うつ伏せになっても息苦しさがございます。

サイズ：幅45cm×30cm

材質：レーヨン紙 日本製

ご注意！掲載のスチールベッドは全て組み立て式です。組立納品は別途申し受けます。



ゼニス・ハイローテーブル 440型 (トムソン・テーブル)

KR-109 **2,900,000円**

〔クラス1〕


クレイ・トムソンDCがウィリアムス社と共に開発し、長年の間改良し続けられたもので、最も完成度の高いドロップ・テーブルとして知られております。頭部、胸部、腰部と骨盤部の4箇所のドロップのッキングは、いずれも空圧式で、摩擦抵抗の非常に少ないドロップが得られます。頭部は前方45度にスライドしながらドロップし、胸部・腰部は直下にドロップします。骨盤部は前下方・直下・後下方に切り替えレバーでドロップの方向が変換できます。頭部は上下に軽くスライドし、高さ調節と前後の傾斜調節機能がついております。頭部のオプション機構としてキー・ディメンション(通称ピアース式)ヘッド・ピースを付けたものが、440(3D)型として用意されております。付属装置として、エアー・コンプレッサーが必要です。

- 寸法: 2,250×613×550mm
- 重量: 260kg
- 電気的規格: AC100V, 460VA

トムソンテーブル専用LS エアーコンプレッサー

KR-110 **308,000円**

サイズ: 645(W)×425(D)×750(H)mm
電源: AC100V/400W 50/60Hz 重量: 60kg



ゼニス・ハイローテーブル 210型

KR-108 **1,750,000円**

〔クラス1〕

モーション・バルベーション用のテーブルでは最もポピュラーなモデルで、標準型はドロップが一箇所もついておりません。ハート型を2つに割ったような一對のクッションが頭部についており、顔の幅に合わせて3段階でクッション同士の間隔を調整できます。胸・腰部は一体で上部に段階的に引き上げることが出来、下方にもスプリングで反発力で保持されたまま、適度な力でアジャストメントを加えることができます。オプションで骨盤部にのみ手動ッキング式のドロップを装備できます。

- 寸法: 2,250×613×550mm
- 重量: 210kg
- 電気的規格: AC100V, 460VA



ツウリーポータブルテーブル 100

KR-124 **339,000円**

長さ: 170cmスライド式(190cm足部クッション伸張時)
幅: 51cm
高さ: 45.5cm・51cm・56cm
重量: 14kg(前部)・13kg(後部)
収納時: 66×23×51cm

ロールペーパー (25本入)

KR-108B **16,000円**

幅21cm×75m



ポータブルドロップ A (ポータブル・ヘッドピース 頸椎用)

KR-125 **62,000円**

米国THULI TABLES社
サイズ(約) L300×W230×H110mm




ポータブルドロップ B (シングルクッション・ドロップ 四肢用)

KR-126 **16,500円**

米国THULI TABLES社
サイズ(約) L210×W145×H65mm

ゼニス ハイローテーブル・ポータブルドロップテーブル

カイロプラクティック



SOTブロック5点セット (低タイプ)

KR-176 **33,000円**

(写真のセット)

骨盤ブロック最大高さ(約)100mm。色は茶色。

セット構成(骨盤ブロック2個・胸椎ブロック・テーブルボード・スターナルロール)

① ボード(1コ)

KR-117AA **11,000円**

40×50cm

② 三角ブロック大(2コ)

KR-117AB **15,000円**

L20×H10.0cm

③ 三角ブロック小(1コ)


KR-117AC **5,000円**

L12.5×H6.0cm

④ ロール(1コ)

KR-117AD **5,000円**

27×φ12cm



SOTブロック5点セット (標準タイプ)

KR-175 **33,000円**

骨盤ブロック最大高さ(約)125mm。

色はエンジ色。

セット構成(骨盤ブロック2個・胸椎ブロック・テーブルボード・スターナルロール)

① ボード(1コ)

KR-175A **11,000円**

40×50cm

② 三角ブロック大(2コ)

KR-175B **15,000円**

L20×H12.5cm

③ 三角ブロック小(1コ)

KR-175C **5,000円**

L12.5×H6.0cm

④ ロール(1コ)

KR-175D **5,000円**

27×φ12cm

骨盤の歪みを調整する 三角ブロックの使い方

●うつ伏せの状態では三角ブロックの大きさを2個使用します。

●骨盤の跳骨陵に、左右から様々な角度、深さを考慮し骨盤が正常な角及び水平位置になるように設置して10分～15分放置します。

※1回では戻りもありその効果を確認することが難しいのですが、1週間ほど続けると効果が現れます。

アクティベータ関連製品



アクティベータI

KR-116A

50,000円



アクティベータII

KR-116B

65,000円

150×60mm



アクティベータIV

KR-177

125,000円



アクティベータII
イージーグリップ

KR-116D

65,000円

150×60mm

女性・手の小さい方向けの製品です。



アクティベータIV
イージーグリップ

KR-183

125,000円

女性・手の小さい方向けの製品です。



アクティベータII用
パッドセット

KR-178

7,000円



アクティベータ用
先端ゴム(5ヶ組)

KR-179

3,000円



アクティベータI・II用
ホルスター

KR-180

7,000円

アクティベータ
USBチップタイプ
ベーシック・スキャン
プロトコル

805-128

16,000円

アクティベータ
USBチップタイプ
上肢と下肢

805-129

16,000円

アクティベータ
USBチップタイプ
骨盤・仙骨・脊髄・
顎関節

805-130

16,000円

ディスポーザブル マクラカバー&ベッドカバー



肌ざわり
抜群!!

医療用和紙ディスポカバー (1箱500枚入)

KT-155 5,250円

30×51.5cm、箱入



フェイス用ディスポカバー (1箱500枚入)

KT-167B 3,900円

30×30cm、切れ目入り



紙カバー 結びヒモ付

KT-156 2,500円

長36×巾37cm 1束200枚



肌触りがよく丈夫で
通気性が高い。

ディスポカバーTP (L) (1箱500枚入)

KT-837 2,500円

サイズ: 30cm×45cm
材質: 不織布繊維




バスマット用ハーフカバー

布 KT-154A 2,000円

レザー KT-154B 3,000円

KN・ロールシートは患者様に清潔・爽快・安心をご提供します。




肌にソフトなちぢみ和紙です。

KN・ロールシート (箱入)

KT-291 6,000円

● 1巻100mのロングタイプ
94cmごとにミシン目入
60cm巾×100mの大型ロール



医療用和紙ディスポシート (1箱2巻入)

KT-182 6,000円

巾50cm長さ70mのロール式ちぢみ和紙 吸湿性にすぐれ、
柔らかく素肌にやさしいシートです。
ミシン目なし
※写真の装具は販売終了です。

ディスポーザブルマクラカバー&ベッドカバー

ベッドカバー



綿製診察台カバー (フリル無し)

KT-040A **10,000円**

有孔綿製診察台カバー (フリル無し)


KT-040B **12,000円**

サイズ: 幅50・55・60・65・70・75・80・85cm

長さ170・180・190・200cm

※グレー字は追加費用が発生します。

綿カラー(7色対応)




■冷たさを感じさせない防縮加工済み綿100%生地採用のベッドカバー。

■面倒なカバーのズレを防止するヒモ2カ所固定式。タレ17cmの安定感。

綿100%生地仕上げ

※洗濯時の縮みを考慮して長さ約2cm、幅1cmをプラスして製作しています。

※有孔タイプは高田ベッド用の穴の規格になっています。その他についてはご相談願います。他についてはご相談願います。



SEK 診察台カバー

KT-041A **7,500円**


有孔SEK 診察台カバー

KT-041B **9,500円**

サイズ: 幅50・55・60・65・70cm

長さ170・180・190cm

カラー(3色対応)



■裏面に滑り止め加工を施してズレにくくシワになりにくい材質を採用。

■(社)繊維評価技術協議会認定(SEKマーク)の抗菌防臭加工生地。

ラミネート加工防水機能付き

材質: ポリエステル65% 綿35%

※有孔タイプは高田ベッド用の穴の規格になっています。その他についてはご相談願います。



レザー製診察台カバー

KT-011A **7,000円**

有孔レザー製診察台カバー

KT-011B **9,000円**

レザー製角マクラカバー

KT-011C **800円**

サイズ: 幅50・55・60・65・70・75・80・85cm

長さ170・180・190・200cm

※グレー字は追加費用が発生します。

■カラフルレザーで簡単にリニューアル可能なカバー。タレ17cmの安定感。

耐アルコール・抗菌・防汚・難燃機能付き

RoHS対応品


レザー製角マクラカバー: 筒式縫製

※有孔タイプは高田ベッド用の穴の規格になっています。その他についてはご相談願います。

ビニールレザー18色



表面タオル地・裏面防水加工の特殊カバー



●汗を吸収する

●暖かい

●すべらない

●清潔感

ベッドカバー真心倶楽部

	ブルー	グリーン	
60×180cm	KT-185A	KT-185E	8,800円
65×180cm	KT-185B	KT-185F	8,800円
70×180cm	KT-185C	KT-185G	8,800円
70×190cm	KT-185D	KT-185H	9,300円

素材: (表) 綿100%(タオル地)

(裏) ポリウレタン樹脂コーティング(完全防水)

業務用タオル(シーツ・上掛け)



M グリーン

KNオリジナルタオル M (1枚入)

●グリーン KT-332 **1,400円**

●ベージュ KT-332C **1,400円**

●ブラウン KT-332E **1,400円**

綿100%
サイズ(約): 60×130cm
質量(約): 312.5g



L ベージュ

KNオリジナルタオル L (1枚入)

●グリーン KT-333B **2,500円**

●ベージュ KT-333C **2,500円**

●ブラウン KT-333E **2,500円**

綿100%
サイズ(約): 90×150cm
質量(約): 725g


高級・抗菌レザー



カナケン
バストマット

KT-127 7,500円


幅45cm×奥行55cm×高さ2～9cm



カナケン
膝マクラ (大)

KT-136 6,000円


幅50cm×奥行15cm×高さ15cm



カナケン
膝マクラ (小)

KT-137 4,700円


幅50cm×奥行12cm×高さ10cm



カナケン
角型マクラ

KT-132 1,700円

幅34cm×奥行12.5cm×高さ8cm



カナケン
角マクラ低

KT-808 1,700円


幅34cm×奥行12.5cm×高さ6cm

角型マクラ



角マクラ低


今、この高さが
人気です!!



カナケン
万能マクラ

KT-131 2,600円


幅34cm×奥行12.5cm×高さ8cm



カナケン
額マクラ (高) 大

KT-138 1,500円

幅24cm×奥行12cm×高さ6cm



カナケン
額・腕マクラ (低) 小

KT-134 1,250円


幅24cm×奥行12cm×高さ3cm



カナケン
マッサージマクラ

KT-129 3,300円

幅45cm×奥行25cm×高さ6～9cm



カナケン
ひじ・ひざマクラ

KT-163 5,000円

幅37cm×奥行20cm×高さ9cm



カナケン
ソフト胸当てマクラ

KT-801 4,800円


幅35cm×奥行38.5cm×高さ10～2cm



カナケン
マクラ丸形

KT-139 2,500円

幅31cm×φ9.5cm



カナケンオリジナル治療用マクラ

治療用マクラ



エアホール有り・無しをご指定ください。

カラーバストマット

KT-727 7,500円

幅42cm×奥行50cm×高さ3/11cm

ビニールレザー18色									
白	クリーム	アイボリー	ライトブルー	ブルー	ダークブルー	ピンク	レッド	イエロー	
オレンジ	ライム	グリーン	抹茶	ダークグリーン	グレー	ブラック	茶	黒	



エアホール有り・無しをご指定ください。

ケアバストマット

KT-728 7,500円

幅42cm×奥行50cm×高さ3/11cm

ビニールレザー18色									
白	クリーム	アイボリー	ライトブルー	ブルー	ダークブルー	ピンク	レッド	イエロー	
オレンジ	ライム	グリーン	抹茶	ダークグリーン	グレー	ブラック	茶	黒	



エアホール有り・無しをご指定ください。

低反発バスト

KT-810 10,000円

幅42cm×奥行50cm×高さ3/11cm

●こだわりの2層式で低反発ウレタンの特注を最大限に発揮。
●フェイスマクラとの相性抜群。安心の胸当てマクラです。

ビニールレザー18色									
白	クリーム	アイボリー	ライトブルー	ブルー	ダークブルー	ピンク	レッド	イエロー	
オレンジ	ライム	グリーン	抹茶	ダークグリーン	グレー	ブラック	茶	黒	



バストマット白(ビニール製)

KT-128 6,000円

幅55cm×奥行45cm×高さ9cm



バストマット黒(ビニール製)

KT-169 6,000円

幅55cm×奥行45cm×高さ9cm



ケアバストトップ

KT-803 10,000円

幅42cm×奥行50cm×高さ3/11cm

底全面スベリ止め加工。エアホール加工。

ビニールレザー18色									
白	クリーム	アイボリー	ライトブルー	ブルー	ダークブルー	ピンク	レッド	イエロー	
オレンジ	ライム	グリーン	抹茶	ダークグリーン	グレー	ブラック	茶	黒	



カナケンフェイスマット

KT-170 7,000円

幅30cm×奥行32cm×高さ8cm



ケアフェイスマット

KT-729 7,500円

幅28cm×奥行28cm×高さ8cm

ビニールレザー18色									
白	クリーム	アイボリー	ライトブルー	ブルー	ダークブルー	ピンク	レッド	イエロー	
オレンジ	ライム	グリーン	抹茶	ダークグリーン	グレー	ブラック	茶	黒	



スロープフェイス

KT-730 7,500円

幅28cm×奥行28cm×高さ8/11cm

ビニールレザー18色									
白	クリーム	アイボリー	ライトブルー	ブルー	ダークブルー	ピンク	レッド	イエロー	
オレンジ	ライム	グリーン	抹茶	ダークグリーン	グレー	ブラック	茶	黒	



KNバストセット

KT-815 13,000円

カナケンフェイスマットと、カナケンバストマットのセット。



フェイスアー

KT-833 8,000円

幅11cm×奥行40cm×高さ7cm
(クッション1個のサイズ)

ビニールレザー18色									
白	クリーム	アイボリー	ライトブルー	ブルー	ダークブルー	ピンク	レッド	イエロー	
オレンジ	ライム	グリーン	抹茶	ダークグリーン	グレー	ブラック	茶	黒	



ポータル縦型ヘッド

KT-834 10,000円

幅26~33cm×奥行29cm×高さ8.5cm

本体裏面のネジ4カ所を調節することで、クッション同士の間隔、ポジションを簡単にセッティングできます。

ビニールレザー18色									
白	クリーム	アイボリー	ライトブルー	ブルー	ダークブルー	ピンク	レッド	イエロー	
オレンジ	ライム	グリーン	抹茶	ダークグリーン	グレー	ブラック	茶	黒	





マッサージマクラ (ビニール製)

KT-130 **2,800円**

幅45cm × 奥行25cm × 高さ6cm、クリーム色



カラーマッサージマクラ

KT-731 **5,000円**

幅46cm × 奥行27cm × 高さ7/10cm

ビニールレザー18色											
白	クリーム	アイボリー	ライトブルー	ブルー	ダークブルー	ピンク	レッド	イエロー			
オレンジ	ライム	グリーン	抹茶	グレー	ブラック	茶	黒				



カラー胸当てマクラ

KT-732 **5,250円**

幅35cm × 奥行37cm × 高さ4/10cm


ビニールレザー18色											
白	クリーム	アイボリー	ライトブルー	ブルー	ダークブルー	ピンク	レッド	イエロー			
オレンジ	ライム	グリーン	抹茶	グレー	ブラック	茶	黒				



角マクラ黒 (ビニール製)

KT-133 **1,200円**

幅34.5cm × 奥行12.5cm × 高さ8cm



トライアングル

KT-835 **11,300円**

幅50cm × 奥行60cm × 高さ26cm

ビニールレザー18色											
白	クリーム	アイボリー	ライトブルー	ブルー	ダークブルー	ピンク	レッド	イエロー			
オレンジ	ライム	グリーン	抹茶	グレー	ブラック	茶	黒				



バックレス

KT-836 **16,000円**

幅60cm × 奥行40cm × 高さ20cm
裏面：滑り止め(ストップレザ)加工付。

ビニールレザー18色											
白	クリーム	アイボリー	ライトブルー	ブルー	ダークブルー	ピンク	レッド	イエロー			
オレンジ	ライム	グリーン	抹茶	グレー	ブラック	茶	黒				



腕マクラ黒 (ビニール製)

KT-162 **800円**

幅20cm × 奥行10cm × 高さ5cm



ひざマクラ黒

KT-161 **9,000円**

幅40cm × 奥行30cm × 高さ25/27cm



カラー三角マクラ

KT-733 **8,800円**

幅41cm × 奥行25cm × 高さ23cm

ビニールレザー18色											
白	クリーム	アイボリー	ライトブルー	ブルー	ダークブルー	ピンク	レッド	イエロー			
オレンジ	ライム	グリーン	抹茶	グレー	ブラック	茶	黒				



カラー半円マクラ

KT-734 **3,800円**

幅29cm × 奥行14cm × 高さ7cm



カラー半円マクラ (大)

KT-735 **4,800円**

幅37cm × 奥行24cm × 高さ12cm

ビニールレザー18色											
白	クリーム	アイボリー	ライトブルー	ブルー	ダークブルー	ピンク	レッド	イエロー			
オレンジ	ライム	グリーン	抹茶	グレー	ブラック	茶	黒				



レッグサポーター

KT-805 **6,000円**

幅26cm × 奥行20cm × 高さ8/15cm

ビニールレザー18色											
白	クリーム	アイボリー	ライトブルー	ブルー	ダークブルー	ピンク	レッド	イエロー			
オレンジ	ライム	グリーン	抹茶	グレー	ブラック	茶	黒				



各種治療用マクラ



プレミアムボディマット

KT-019 83,000円

- 5種類のサポートクッションから形成される極上のポジションを実現。
- 人間工学に基づいた自然な状態の姿勢で脱力したリラックス感を提供。
- 鍼灸やカイロから訪問マッサージや理学療法まで究極のボディマット。

5種類のサポートクッション

- ①息苦しさを感ぜさせないフェイスサポート
- ②胸部の圧迫感を軽減するバストサポート
- ③腹部から腰部を安定させる骨盤サポート
- ④膝への衝撃と負担を軽減するニーサポート
- ⑤両足への開放感を実現するレッグサポート

フェイス専用ベース/意匠登録第1616122号

ニーサポート/意匠登録第1616121号

※出張時の収納用にピローバッグ(特大)をご使用ください。

▼専用レザー6色からお選びいただけます。
(鉛や水銀等を含む6有害物質不使用)

L-2437	L-2440	L-2444	L-2441	L-2448	L-2453
--------	--------	--------	--------	--------	--------



プレミアムボディマット用綿製カバー

KT-020 15,000円

■プレミアムボディマット専用設計された上質な綿製カバー。

綿100%生地仕上げ

取り外しが簡単で、洗濯による極端な縮みの心配がありません。

▼綿カラー7色からお選びいただけます。

白	グリーン	ブルー	ピンク	イエロー	キャメル	ブラウン
---	------	-----	-----	------	------	------



ピローバッグ(特大)

KT-021 8,000円

幅: 60cm 奥行: 33cm 高さ: 55cm

素材: ナイロン100% 裏: PVC(塩化ビニル)加工

※ボディークッションが収納できます。

▼バッグ専用色: 4色からお選びいただけます。

ブルー	グリーン	エンジ	ブラック
-----	------	-----	------



ケアセット

KT-043 15,000円

スローフェイス&ケアバスト(エアホール有り)のセット。

スローフェイス/幅: 28cm 奥行: 28cm 高さ: 8/11cm

ケアバスト/幅: 42cm 奥行: 50cm 高さ: 3/11cm

重量: 約1kg

ビニールレザー18色											
白	クリーム	アイボリー	ブルー	ライトブルー	ブルー	ピンク	レッド	イエロー	オレンジ	ライム	抹茶
オリーブ	ライム	ライム	抹茶	グレー	ブラウン	茶	黒				

エアホール標準加工

胸が当たる部分に窪み(エアホール)を設けている加工です。

エアホール加工により、胸部の圧迫感が軽減します。



ホールセット

KT-044 15,500円

目元の圧迫感を大幅軽減するホールフェイス&ケアバスト(エアホール有り)のセット。

ホールフェイス/幅: 30cm 奥行: 30cm 高さ: 8cm

ケアバスト/幅: 42cm 奥行: 50cm 高さ: 3/11cm

重量: 約1kg

ビニールレザー18色											
白	クリーム	アイボリー	ブルー	ライトブルー	ブルー	ピンク	レッド	イエロー	オレンジ	ライム	抹茶
オリーブ	ライム	ライム	抹茶	グレー	ブラウン	茶	黒				

エアホール標準加工

胸が当たる部分に窪み(エアホール)を設けている加工です。

エアホール加工により、胸部の圧迫感が軽減します。



ニューセットL1

KT-009 15,500円

こだわりの厚みを実現したニューフェイス&薄型ケアバスト(エアホール有り)のセット。

ニューフェイス/幅: 29cm 奥行: 29cm 高さ: 4cm

薄型ケアバスト/幅: 42cm 奥行: 50cm 高さ: 3/5cm

重量: 約0.7kg

ビニールレザー18色											
白	クリーム	アイボリー	ブルー	ライトブルー	ブルー	ピンク	レッド	イエロー	オレンジ	ライム	抹茶
オリーブ	ライム	ライム	抹茶	グレー	ブラウン	茶	黒				

エアホール標準加工

胸が当たる部分に窪み(エアホール)を設けている加工です。

エアホール加工により、胸部の圧迫感が軽減します。

カナケン治療用枕 EXシリーズ

EXGEL

エックスジェル



EXGEL®の特長

カナケン治療用枕EXシリーズは、「わずかな時間でもいかにリラックスした姿勢が保てるか」をコンセプトに開発されました。低密度・中密度・高密度の三層ウレタン構造に、高機能素材EXGEL®を使用し、質感ある仕上がりです。また被覆材は通気性、フィット性を高めた特殊形状で触り心地も抜群です。

すべての枕の底面にはスベリ止め加工が施されておりますので、ずれる心配がありません。



EXバストマット

KT-298

12,000円

幅41cm×奥行46cm×高さ3～10cm



EXフェイスマット

KT-297

8,500円

幅25cm×奥行26cm×高さ6cm





EX半円マクラ

KT-299

6,000円

幅30cm×奥行14cm×高さ7cm

カナケンオリジナルだから
エックスジェルを贅沢に使いました。



EXバストセット

KT-816

18,000円

EXフェイスマットと、EXバストマットのセット。

さわり心地のよい 好感触特性

素材としての心地良い感触を実現するために目指したのは、人間の皮膚組織。触れた人をやさしく包む「人肌感覚」に限りなく近い素材を開発しました。

振動・衝撃を吸収する 衝撃吸収特性

素材の超柔軟性と遅延回復特性の相乗効果により、衝撃を吸収し、人体に伝わるのを大幅に減衰します。10mからの落下テストで卵が割れないだけでなく、ゴルフボールも弾みません。

体重をやさしく支える 体圧分散特性

体重によってかかる圧力を多方向に分散するため、体圧分散性に優れ同時に人の動きに対する摩擦も小さく、人体への負担を大幅に軽減します。

変形しても元にもどる 素材形状保持特性

理想的な硬度を追求したEXGEL®は、素材が人の動きに追従して、ゆっくり動き、包み込むような体位安定を保証します。また圧力を解除すればもとの形状にゆっくりと戻ります。

エックスジェル

丈夫で組立がかんたん卓子

治療室にスマートに映える器械卓子



**移動が
スーイスイ**
直径7cmの大型
キャスター使用



安全固定
ストッパーで
しっかり固定


スマートワゴン

KT-279 **19,800円**

- 支柱部分は清潔感溢れるクロムメッキ加工。
 - 棚板部分はオリジナル粉体塗装仕上げ。
 - 直径7cmの大型キャスターで移動も簡単。
 - ストッパーでしっかり固定。
- 幅: 55cm 奥行: 36cm 高さ: 70cm
重量: 約9kg 耐荷重: 約60kg
組み立て式

支柱部分は清潔
感溢れるクロム
メッキ加工


棚板部分はオ
リジナル粉体
塗装仕上げ。



ステンレスワゴン20型(2段)

KT-211 **47,000円**

W44.5×D32.5×H81cm



ステンレスワゴン30型(3段)

KT-210 **52,000円**

W44.5×D32.5×H81cm



ツーゴン(3段)

(キャスター付き)

KT-273 **21,600円**

- 支柱部分は清潔感溢れるクロムメッキ加工。
 - 棚板部分はオリジナル粉体塗装仕上げ。
 - 直径4cmの単輪キャスターで移動も簡単。(キャスター付き)
- 幅: 55cm 奥行: 36cm 高さ: 90cm
重量: 約12kg
総耐荷重: 約60kg


スマートワゴン・ステンレスワゴン・器械卓子



器械卓子TA(ステンレス製)

KT-214 **25,000円** 手すり付

W60×D45×H75(+5)cm、
φ50mmキャスター



器械卓子TK(ステンレス製)

KT-216 **22,000円** 手すり付

W45×D30×H75(+5)cm、
φ50mmキャスター

KT-216B **21,000円** 手すりなし



器械卓子1C(ステンレス製)

KT-271 **40,000円** 手すり付

W45×D30×H85(+5)cm、
φ75mmキャスター



器械卓子1W(ステンレス製)

1WS KT-270 **30,000円**

W45×D30×H75cm

1WM KT-270B **37,000円**

W60×D45×H75cm



R型上肢台

KT-838 **16,500円**

■2.5cm間隔の14段階調節が可能な安全ストッパー式の高さ調節機能。
■マジックテープ固定式で安定感の高い専用肢台クッション。

高さの調節範囲：52cm～84.5cm
クッションサイズ：幅15cm 奥行24cm 高さ5/7cm
重量：約2kg

ビニールレザー18色									
白	クリーム	アイボリー	スカイ	ライト	ブルー	ピンク	レッド	イエロー	オレンジ
ライト	グリーンの	グレイ	ブラック	抹茶	アイボリー	アイエロー	オレンジ	グレイ	ブラック



F型上肢台

KT-839 **16,500円**

■2.5cm間隔の14段階調節が可能な安全ストッパー式の高さ調節機能。
■マジックテープ固定式で安定感の高い専用肢台クッション。

高さの調節範囲：52cm～84.5cm
クッションサイズ：幅15cm 奥行24cm 高さ7cm
重量：約2kg

ビニールレザー18色									
白	クリーム	アイボリー	スカイ	ライト	ブルー	ピンク	レッド	イエロー	オレンジ
ライト	グリーンの	グレイ	ブラック	抹茶	アイボリー	アイエロー	オレンジ	グレイ	ブラック




上下肢台

KT-220 **17,000円**

45～79cm

レザーカバー

KT-220B **1,350円**



ホータイ巻器 1:9

KT-226 **23,000円**

ホータイ巻器 1:9用ハンドル

KT-226B **3,500円**



ホータイ巻器 1:1

KT-225 **7,800円**

ホータイ巻器 1:1用ハンドル

KT-225B **2,600円**



脱衣カゴ・PX

ホワイト KT-404 **5,600円**

ブルー KT-404B **5,600円**

45×36×56cm (脚ゴム付)



脱衣カゴ・PC

ホワイト KT-403 **6,400円**

ブルー KT-403B **6,400円**

45×36×61cm (キャスター付)



脱衣カゴ・WD

KT-435 **13,000円**

48×38.5×79.5cm
カゴ半透明



脱衣カゴ

ホワイト KT-401 **1,170円**

ブルー KT-401B **1,170円**

48×35×16cm



脱衣カゴ・PU

ホワイト KT-402 **5,600円**

ブルー KT-402B **5,600円**

48×35×24cm
診察台の下に入ります。
キャスター付

上下肢台・ホータイ巻器・脱衣カゴ

診療室設備

正面付け表示板

白板、黒文字、裏面接着テープ付

明朝体 15×5cm

KT-523 **1,200円**

丸ゴジ体(特注) 25×7.5cm


KT-522 **2,500円**

「禁煙」は特注

(明朝体) **1,700円**

(丸ゴジ体) **2,850円**

3	院長室	47	診察室	77	洗面所	112	TOILET
9	受付	48	診療室	86	男子更衣室	122	非常ベル
14	御手洗	54	事務室	87	男子便所	124	物療室
24	休養室	55	女子更衣室	89	W C	131	待合室
25	休憩室	56	女子便所	96	脱衣室	139	湯沸室
30	喫煙所	62	女子ロッカー	97	男子用	146	ロッカー室
27	禁煙	67	シャワー室	101	治療室	148	和室
34	化粧室	65	消毒室	108	出入口		
38	更衣室	74	女子用	110	特別室		



番号札

(プラスチック製1組50枚用)

KT-527 **3,400円**

W3.8×L5.9cm (1番～50番)
白、黄、桃



番号札立

(プラスチック製50枚用)

KT-526 **4,900円**

W16.8×D19×H19cm



ミニステップ

KT-840 **14,000円**

■患者様の乗降用ステップとしてベッドからの乗り降りを安全サポート。

■床面をキズから守る専用脚ゴム付き。床面との滑りも防止する軟質系。

幅40cm 奥行30cm 高さ15・20・25・30cm

クッション厚：2cm

重量：約4.5kg

ビニールレザー18色							
白	クリーム	アイボリー	スカイブルー	ライトブルー	メディカル		
ピンク	レッド	イエロー	オレンジ	ライトグリーン	ライムグリーン		
抹茶	メディカル	グレー	ライトブラウン	茶	黒		



汚物缶

KT-409 **8,000円**

直径21×H30cm

KT-409B **11,500円**

直径24×H35cm

傘立・オブリークアーバンB

●材質/本体：スチール角パイプ・銅板にアクリル、焼付塗装、シュート受皿：ポリプロピレン



傘立12本用

KT-676 **27,800円**

W496×D210×H540mm
7.4kg (ウエイト含む)



傘立24本用

KT-677 **39,800円**

W972×D210×H540mm
11.2kg (ウエイト含む)

パステルカラーの ホットキャビ

庫内容量
6
リットル

おしぼり
約32本用



ミニキャビ
HC-6A
KT-484B
37,000円

◀パールブルー



ミニキャビ
HC-6G
KT-484C
37,000円

◀パールグリーン

タテ置きヨコ置き 自由自在のミニキャビ

水分を含ませたおしぼり、タオルを70℃～80℃
に温めるタオル蒸し器です。

前開きでも上開きでも置き場所を選びません。

AC100V 50/60Hz、120W、70℃～80℃

外形寸法：W300×D307×H230

庫内寸法：W220×D220×H135




ミニキャビ
HC-6P
KT-484D
37,000円

◀パールピンク



ミニキャビ
HC-6SUS
KT-484E
37,000円

◀ステンレスボディー



前扉タイプ HC-10F

KT-480 38,000円

(おしぼり=45～54本入)

AC100V 50/60Hz、120W
サイズ：W350×D275×H290mm
庫内容量：10ℓ
質量：5.5kg



横扉タイプ HC-10S

KT-481 38,000円

(おしぼり=45～54本入)

AC100V 50/60Hz、120W
サイズ：W350×D275×H290mm
庫内容量：10ℓ
質量：5.5kg



前扉タイプ HC-18F

KT-482 43,000円

(おしぼり=80～96本入)

AC100V 50/60Hz、180W
サイズ：W450×D275×H355mm
庫内容量：18ℓ
質量：6.5kg



横扉タイプ HC-18S

KT-483 43,000円

(おしぼり=80～96本入)

AC100V 50/60Hz、180W
サイズ：W450×D275×H355mm
庫内容量：18ℓ
質量：6.5kg



ホットキャビ
HC-10Uve 殺菌灯付

KT-486 44,000円

おしぼり45本～54本(10ℓ)

AC100V 50/60Hz、120W、
78～80℃二段切換
外形寸法：W350×D275×H290mm
殺菌灯GTL2 2W
用途に合わせて、庫内温度の設定を
L(70℃)、H(80℃)の2段階に切り
換えて使用することができます。



おしぼり (24枚)

KT-300 1,800円


綿100%、サイズ30×30cm



蒸しタオルで患部を拭くだけで。

- 患部を清潔にし、さわやかになります。
 - 血行を良くし、リラックスさせます。
 - 導子を汚さない為、器具類を長持ちさせます。
- 実は治療効果を高めてくれる大切なアイテムが、
蒸しタオル！ 誰もが喜ぶ心遣いです。

ホットキャビ・おしぼり



カルテ棚 KP (A4サイズ)

KT-302B 39,500円

W490×D305×H600mm



スチールカルテ棚
一列16段 A4-116

KT-841 34,000円


W277×D350×H700cm



スチールカルテ棚
二列10段 A4-210

KT-842 53,000円


W554×D350×H880cm



カルテ棚
100区分対応タイプ

KT-274 134,600円


- W900×D320×H1790mm・71kg
- 内寸法/W40×D315×H261mm
- 可動式仕切板: ABS・40mmピッチ・各段19枚付
- A4サイズ用
- 本体: スチール・メラミン焼付塗装
- 横連結用穴付・アジャスター付
- ベース一体型
- 梱包・送料別



カルテ棚
60区分対応タイプ

KT-275 108,700円

- W900×D320×H1790mm・61kg
- 内寸法/W80×D315×H261mm
- 可動式仕切板: ABS・40mmピッチ・各段9枚付
- A4サイズ用
- 本体: スチール・メラミン焼付塗装
- 横連結用穴付・アジャスター付
- ベース一体型
- 梱包・送料別



カルテケース
A4縦3列

KT-277 94,500円 ※生産終了

- W745×D327×H880mm・35kg
- 本体: スチール・メラミン焼付塗装
- トレー内寸法/W222×D317×H22mm
- オープンレータイプ

カルテ棚・診療券受・三角表示板



保険証診療券受

KT-419 10,000円


13×12×16cm



診療券受 I型

KT-414 8,500円


9.5×12×15cm



カルテフォルダー 両面ポケットタイプ (50入) 見出し差替式

KT-278 9,000円

- ポケットの片面にはカード等の差し込み便利なスリットが付いています。
- 縦315×横230(+15)×マチ幅10mm
- 表紙: 再生PPシート・透明・0.2mm厚
- 見出しラベル付
- 見出しラベルに、ナンバーラベルを使用してターミナルディジット方式で管理できます。
- 梱包単位 [50]



三角表示板 (アクリル製)

KT-524 4,400円

24×8×8cm

[illegible]

鍼灸カルテ (100枚束)

B5 KA-421 **750円**

A4 KA-421B **750円**

[illegible]

最新鍼灸カルテ (100枚束)

B5 KA-422 **750円**

A4 KA-422B **750円**

[illegible]

治療日誌 (100枚束)

B5 **KA-425** **750円**

A4 **KA-425B** **750円**

[illegible]

良導絡カルテ (B5)

KA-424 1,300円

(100枚束)

[illegible]

臨床カルテ (100枚束)

B5 KA-426 **750円**

A4 **KA-426B** **750円**

子 診 表		年 月 日	
氏 名		姓	
性 別	男 <input type="checkbox"/> 女 <input type="checkbox"/>	年 代	年 月 日 生
住 所			
職 業			
病 歴			
現 状			
結 果	病 状 治癒 否 未 やスミ 否 未		
検査の結果より診断結果を記載し、旨を附けて下さい。			
1 子宮痛あり	12 子宮炎	23 骨盤炎	
2 子宮腫れあり	13 卵巣腫大	24 卵巣痛	
3 赤帯あり	14 経閉のち、痛み	25 下血あり	
4 月まじむる	15 閉経あり	26 閉経なし	
5 のどが痛い	16 喉痛あり	27 のどが荒く乾く	
6 のどがつかまる	17 のどが腫れる	28 声がかたまる	
7 咳が出る	18 肺病あり	29 けいふくあり	
8 肺、肺のち、膿み	19 肺病が治まる	30 肺病が癒る	
9 手足が痛い	22 手足が腫る	31 手足が硬くなる	
10 手足が動きにくい	23 手足が冷たい	32 手足が熱くなる	
11 手足がしびれる	24 手足が紅い	33 手足が白くなる	

予診表 (100枚束)

B5 **KA-427** **750円**

A4 **KA-427B** **750円**




人体ゴム印 (印箱入)

KA-429 15,000円

これがあるとカルテを合理的に利用
できます。

ゴム印は合計12種あります。



※赤字はゴム印のサイズをミリ表示。ゴム印上の文字ではありません。

鍼灸カルテ・人体ゴム印

患者着

SG-304、303



SG-301



SG-304、303

前、肩、脇、背中が開きますので様々な部位の施術を行う際にストレスがありません。素材は綿の混率が高いため吸汗性に優れ快適な着心地です。パンツは両脇が開きますので臀部付近の施術に便利です。またウエストが総ゴムですので履きやすくリラックスできます。

SG-301

前、肩、脇、背中が開きますので様々な部位の施術を行う際にストレスがありません。素材は綿の混率が高いため吸汗性に優れ快適な着心地です。

鍼灸上衣 鍼灸ウェア SG-304 (男女兼用)

KT-022 4,400円

カラー：ピンク、ブルー

	着丈	バスト	半袖
M(ピンクのみ)	70	120	29.5
L(ブルーのみ)	75	140	35

※対応寸法

M 女性 M~EL 男性 S1~LL
L 女性 E1~E3 男性 LL~B1

鍼灸パンツ 鍼灸ウェア SG-303 (男女兼用)

KT-023 2,400円

カラー：ピンク、ブルー

	ウエスト	ヒップ	股下
M(ピンクのみ)	66~79	120	18.5
L(ブルーのみ)	76~92	135	19.5

※対応寸法

M 女性 M~EL 男性 S1~LL
L 女性 E1~E3 男性 L~B1

鍼灸ワンピース 鍼灸ウェア SG-301 (男女兼用)

KT-024 5,300円

カラー：ピンク、ブルー

	着丈	バスト	半袖
M(ピンクのみ)	105	120	29.5
L(ブルーのみ)	100	140	35

※対応寸法

M 女性 M~EL 男性 S1~LL
L 女性 E1~E3 男性 LL~B1



サックス(A)



ピンク(B)



セイジ(C)

患者着 クローバー ロングF型

KT-716 5,800円

- サイズ：フリー
 - カラー：サックス、ピンク、セイジ
 - 前方、後方、左側オープン可
- 綿35%、ポリエステル65%



患者着クローバー ロングS型

KT-717 4,700円

- 背あきタイプ
 - カラー：サックス、ピンク、セイジ
- 綿35%、ポリエステル65%

患者着



患者衣 じんべい型 SG-1441 (男女兼用)

KT-721 2,950円

カラー：ピンク、ブルー、グリーン

	着丈	パイピングカラー
S	67	エンジ
M	70	オレンジ
L	73	ブラウン
LL	76	グリーン
EL	77	ネイビー



患者衣 ズボン SG-1443 (男女兼用)

KT-722 2,450円

カラー：ピンク、ブルー、グリーン

	ヒップ	股下	パイピングカラー
S	102	55	エンジ
M	112	60	オレンジ
L	122	65	ブラウン
LL	132	70	グリーン
EL	142	75	ネイビー



患者衣 じんべい型 PG-1411 (男女兼用)

KT-528

S~EL 2,750円

3S~SS 2,150円

カラー：ブルー、グリーン

	着丈	パイピングカラー
3S	47	ピンク
SS	57	ブルー
S	67	エンジ
M	70	オレンジ
L	73	ブラウン
LL	76	グリーン
EL	77	ネイビー



患者衣 ズボン PG-1413 (男女兼用)

KT-529

S~EL 2,350円

3S~SS 1,800円

カラー：ブルー、グリーン

	ヒップ	股下	パイピングカラー
3S	75	35	ピンク
SS	85	43	ブルー
S	95	55	エンジ
M	105	60	オレンジ
L	115	65	ブラウン
LL	125	70	グリーン
EL	135	75	ネイビー

抗菌マークの入った医家向スリッパ

抗菌レザー使用

(レザーに抗菌剤を入れてあります)

●カラーバリエーション5色



A
ベージュ



B
ワイン



C
グリーン



D
ブラウン



E
ネイビー

●名入リスリッパのご案内

名入れができるのは2組以上です。

文字色：金、銀、白の何れかを指定下さい。

6足1組で2組からです、色をご指定下さい。

2組(12足)以上の場合1足につき300円。

4組(24足)以上の場合1足につき100円。



▲5150

抗菌スリッパ 1組6足

5150 (Mサイズ) 長さ: 25.5cm

KT-817 8,040円

5151 (Lサイズ) 長さ: 27cm

KT-818 8,760円

(5色: A~E)

かかと周り: チロリアンテープ飾り
ヒール高さ: 約2cm



▲5212

抗菌スリッパ 1組6足

5212 (Mサイズ) 長さ: 25.5cm

KT-819 7,920円

5213 (Lサイズ) 長さ: 27cm

KT-820 8,640円

(5色: A~E)

スポンジ底



▲5215

抗菌スリッパ 1組6足

5215 (Mサイズ) 長さ: 25.5cm

KT-821 5,520円

5216 (Lサイズ) 長さ: 27cm

KT-822 6,000円

(5色: A~E)

ノーマル型



▲5222

抗菌スリッパ 1組6足

5222 (Mサイズ) 長さ: 25.5cm

KT-823 7,920円

5223 (Lサイズ) 長さ: 27cm

KT-824 8,640円

(5色: A~E)

前アキ・スポンジ底



▲5275

抗菌スリッパ 1組6足

5275 (Mサイズ) 長さ: 25.5cm

KT-825 8,640円

5276 (Lサイズ) 長さ: 27cm

KT-826 9,480円

(5色: A~E)

かかと周り: チロリアンテープ飾り
前アキ

ヒール高さ: 約2cm



▲5225

抗菌スリッパ 1組6足

5225 (Mサイズ) 長さ: 25.5cm

KT-827 6,000円

5226 (Lサイズ) 長さ: 27cm

KT-828 6,480円

(5色: A~E)

前アキ・ノーマル型

簡単殺菌

清潔保管

8足収納

並べて使える

UVパワーで強力殺菌

簡単操作

コンセントを差し込むだけで全国どこでもお使いになれます。

安全性


点灯中でも扉を開けるとリミットスイッチの動きで殺菌灯が消灯し目を痛めることもなく安全にお使い頂けます。

タイマー制御

スリッパの出し入れをするたびに殺菌灯が点灯し15分経ちますと消灯しスリッパを痛めず又、節電が出来経済的にお使いになれます。(注意 タイマー付商品に限ります。)

拡張性

本体に予備コンセントが付いていますので台数を増やしてお使い頂けます。



クリーンボックス スリムエイト 8足用

タイマー付

アイボリー、ブルー、ピンク、グリーン

KT-474 148,000円

木目

KT-474B 158,000円

タイマー無

アイボリー、ブルー、ピンク、グリーン

KT-475 138,000円

木目

KT-475B 148,000円

定格電圧: AC100V
定格周波数: 50/60Hz 共通 (切替式)

定格消費電力: 28W

使用殺菌灯: 10W×2灯

外寸法: W320×D360×H1100

内寸法: W270×D285×H975

ガラス: 3mm厚 強化ガラス

内装: 電解アルミ反射板

本体色: アイボリー

棚板枚数 (固定): 8枚

コード長さ: 1.8M

その他: 耐震金具、アジャスター付



クリーンボックス ワイド 16足用

タイマー付

アイボリー、ブルー、ピンク、グリーン

KT-476 258,000円

木目

KT-476B 278,000円

タイマー無

アイボリー、ブルー、ピンク、グリーン

KT-477 248,000円

木目

KT-477B 268,000円

殺菌灯: 10W×4灯

サイズ: W650×D360×H1,100mm



スリッパ・殺菌線スリッパラック



ドクターチェア OFC-100

KT-599 28,400円 ※生産終了

背座一体ロック機構、ガス上下調節機構
背・座部：成型合板・ウレタンフォーム
肘部：PP樹脂成型型
脚部：GFナイロン樹脂成型品5本脚・
φ50ナイロン双輪キャスター・ガスシリンダー
寸法：W662×D680×H1040～1140×SH460～560mm
質量：15.8kg
カラー：ブラック（ビニールレザー）



ハイチェア SLD型

KT-558 56,000円

座直径37.5×座H47～62.5cm
（+背高20.5cm）足リング45.5φ
ガススプリング上下調節
キャスター付、
ビニールレザー張り
ダークグレー・グリーン



ハイチェア DB型

KT-559 40,000円

座直径36×座H47～64.5cm
足リング45φ
ビニールレザー張り
ガススプリング上下調節
キャスター付
黒・アイボリー



オーバルチェア
（キャスター付き）

KT-025 18,000円

座面直径31cm 座高25～55cm



オーバルチェア
（アジャスター付き）

KT-026 18,000円

座面直径31cm 座高25～55cm

共通仕様

- 安定した強度を実現するスチール製4脚ベースの高さ固定式スツール。
- 直径5cmの双輪キャスター&樹脂製アジャスター。360°固定式座面。
- クッション厚：6cm ●重量：約5kg

ビニールレザー18色									
白	クリーム	アイボリー	ブルー	ライト	メディ	ピンク	レッド	イエロー	オレンジ
ライト	ライム	抹茶	グレイ	グレイ	グレイ	グレイ	グレイ	グレイ	グレイ
グレイ	グレイ	グレイ	グレイ	グレイ	グレイ	グレイ	グレイ	グレイ	グレイ



シースツール

KT-010 12,000円

- コンパクトで安定性抜群のスチール製クロムメッキ加工5本脚を採用。
- 簡単なレバー操作で高さ調節できるガスシリンダー式昇降機能付き。
- 耐久性の高い直径5cmのキャスターを採用。便利な360°回転式座面。
- 座面直径35cm 座高44～55cm
- クッション厚：7cm ●重量：約4.5kg
- アイボリーレザー限定
- ※安心・安定してご使用いただくため、しっかりした圧力のシリンダーを採用しています。体重約40kg以下の方がご使用いただく場合、スムーズに上下しない場合があります。予めご了承ください。



タルロ

KT-027 30,000円

- 施術者をサポートする低床タイプのジャバラ非装着の高級チェア。
- 安定性の高い樹脂製の5脚ベース。ガスシリンダー式の昇降機能。
- 耐久性の高い直径5cmのキャスターを採用。便利な360°回転式座面。
- 座面直径36cm 座高36～41cm
- クッション厚：6cm ●重量：約8kg

ビニールレザー18色									
白	クリーム	アイボリー	ブルー	ライト	メディ	ピンク	レッド	イエロー	オレンジ
ライト	ライム	抹茶	グレイ	グレイ	グレイ	グレイ	グレイ	グレイ	グレイ
グレイ	グレイ	グレイ	グレイ	グレイ	グレイ	グレイ	グレイ	グレイ	グレイ



CKチェア SA型

KT-504 9,000円

直径31.5×座H46～56cm、キャスター付



CKチェア SB型

KT-533 9,700円

直径31.5×座H40～53cm



補助イス 24型

KT-517 5,600円 ※生産終了

座部：合板・ウレタンフォーム、脚部：φ25.4スチールパイプ・クロムメッキ
重量：2.2kg、張り地φ27×座H45.5cm、カラー：グリーン・レッド・ブルー



プロスツール

(キャスター付き)

KT-028 **38,000円**

座幅35cm 奥行30cm 座高43～51cm

プロスツール

(アジャスター付き)

KT-029 **38,000円**

座幅35cm 奥行30cm 座高39～47cm

共通仕様

■長時間の施術にも集中できる人間工学に基づいたプロ用座面シート。

■高さ調節がどの位置からでも自由に行えるリング状レバーを採用。

■直径4cmの双輪キャスター&樹脂製アジャスター。360°回転式座面。

●クッション厚：5/7cm ●重量：約5.6kg

ビニールレザー18色

白	クリーム	アイボリー	スカイ	ライト
ダーク	ピンク	レッド	イエロー	オレンジ
ライト	ライト	抹茶	ダーク	グレー
ライト	ブラック	茶	黒	



マルチチェア

(キャスター付き)

KT-030 **27,000円**

座幅36cm 座高46～57cm

マルチチェア

(アジャスター付き)

KT-031 **27,000円**

座幅36cm 座高41～52cm

共通仕様

■軽量で耐食性が良く清潔感を演出できるアルミ製4本脚ベースを採用。

■簡単なレバー操作で高さ調節できるガスシリンダー式昇降機能付き。

■直径5cmの双輪キャスター&樹脂製アジャスター。360°回転式座面。

●クッション厚：6cm ●重量：約5kg

ビニールレザー18色

白	クリーム	アイボリー	スカイ	ライト
ダーク	ピンク	レッド	イエロー	オレンジ
ライト	ライト	抹茶	ダーク	グレー
ライト	ブラック	茶	黒	



URスツール

KT-032 **36,000円**

■非回転式昇降シリンダー採用で座面固定と高さ調節機能の両立を実現。

■どの位置からでも高さを調節できる便利なリング式レバーを標準装備。

■着座時のみロックがかかる新機能キャスター。ON・OFF切替可能。

座面直径36cm 座高42～50cm

●クッション厚：4cm ●重量：約5.8kg

ビニールレザー18色

白	クリーム	アイボリー	スカイ	ライト
ダーク	ピンク	レッド	イエロー	オレンジ
ライト	ライト	抹茶	ダーク	グレー
ライト	ブラック	茶	黒	

ホスピタルチェア

KT-033 **22,000円**

■エグゼクティブな気品を感じさせるジャバラ機能付き高級チェア。

■安定性の高い樹脂製の5脚ベース。ガスシリンダー式の昇降機能。

■耐久性の高い直径5cmのキャスターを採用。便利な360°回転式座面。

座面直径36cm 座高42～50cm

●クッション厚：6cm ●重量：約5kg

ビニールレザー18色

白	クリーム	アイボリー	スカイ	ライト
ダーク	ピンク	レッド	イエロー	オレンジ
ライト	ライト	抹茶	ダーク	グレー
ライト	ブラック	茶	黒	

PTスライダー

KT-034 **40,000円**

■低床でハイストロークを実現したPTのためのスペシャルスツール。

■高さ調節がどの位置からでも自由に行えるリング状レバーを採用。

■直径4cmの双輪キャスターを採用した5脚ベース。360度回転式座面。

座面直径36cm 座高38～50cm

●クッション厚：4cm ●重量：約6kg

ビニールレザー18色

白	クリーム	アイボリー	スカイ	ライト
ダーク	ピンク	レッド	イエロー	オレンジ
ライト	ライト	抹茶	ダーク	グレー
ライト	ブラック	茶	黒	

ホスピタルハイチェア

KT-035 **26,000円**

■エグゼクティブな気品を感じさせるジャバラ機能付き高級チェア。

■安定性の高い樹脂製の5脚ベース。ガスシリンダー式の昇降機能。

■耐久性の高い直径5cmのキャスターを採用。便利な360°回転式座面。

座面直径36cm 座高44～57cm

●クッション厚：6cm ●重量：約5kg

ビニールレザー18色

白	クリーム	アイボリー	スカイ	ライト
ダーク	ピンク	レッド	イエロー	オレンジ
ライト	ライト	抹茶	ダーク	グレー
ライト	ブラック	茶	黒	

伸縮セラピ (小)

KT-036 **30,000円**

幅80～140cm
高さ90・120・150・180cm

伸縮セラピ

KT-037 **34,000円**

幅100～180cm
高さ90・120・150・180cm

伸縮セラピ (大)

KT-038 **37,000円**

幅120～220cm
高さ90・120・150・180cm



共通仕様

■スペースに応じてカーテン幅を自由に伸縮できるシングルスクリーン。

■環境にやさしい粉体塗装仕上げのフレームを採用。丸洗い可能な生地。

直径5cmのストッパー付き双輪キャスター 重量：約7kg (高さ180cm製作時)

クリーム T-19181 ベージュ T-19182 ピンク T-19183 グリーン T-19184 ブルー T-19185

※グリップを回す事でロックが解除され、スクリーンの幅を調節する事ができます。



ゲートセラピ

KT-039 **52,000円**

■レイアウトを変えずにゲートを設置できるカーテン式パーテーション。

■ゆったりとした約1.5倍ヒダを採用。防炎ラベル付き。丸洗い可能。


■センターで開閉できるマグネット付きランナー。タッセル2個付き。

幅200cm 奥行40cm 高さ200cm

●重量：約16kg

クリーム T-19181 ベージュ T-19182 ピンク T-19183 グリーン T-19184 ブルー T-19185

省スペースの待合室にも置ける低床型ベンチ



コンパクトベンチ MC-1500L

KT-615 28,000円

サイズ：長さ1500×高さ350×奥行き300mm

コンパクトベンチ MC-1200M

KT-616 26,200円

サイズ：長さ1200×高さ350×奥行き300mm

コンパクトベンチ MC-900S

KT-617 24,200円

サイズ：長さ900×高さ350×奥行き300mm

(共通仕様)

本体：合板 ウレタンフォーム

脚部：28.6パイ クロームメッキ

フレーム：16×40角パイプ メラミン焼き付け

張り地：抗菌 防汚レザ

カラー：A ブルー、B グリーン、C ピンク

●奥行きが300mmなので、狭い通路やロッカー周りに最適です。



ロビー用ベンチ MC-1318NE

KT-661 61,200円

寸法：長さ1,800×D580×H640×高さ385・450・500mm

ロビー用ベンチ MC-1315NE

KT-662 54,600円

寸法：長さ1,500×D580×H640×高さ385・450・500mm

ロビー用ベンチ MC-1312NE

KT-663 51,500円

寸法：長さ1,200×D580×H640×高さ385・450・500mm

本体：木枠、ウレタンフォーム、ビニールレザー張り

脚部：31mm角パイプ、クロームメッキ

フレーム：40×16mm角パイプ、メラミン焼付塗装

カラー：グリーン(N1)、ピンク(N3)、ブラック、ブルー(N2)、ブラウン(N4)、(Nシリーズ、防汚、抗菌)

高さ
三段階



ロビー用ベンチ MC-1328NE

KT-664 44,800円

寸法：長さ1,800×D460×高さ385・450・500mm

ロビー用ベンチ MC-1325NE

KT-665 39,400円

寸法：長さ1,500×D460×高さ385・450・500mm

ロビー用ベンチ MC-1322NE

KT-666 37,200円

寸法：長さ1,200×D460×高さ385・450・500mm

本体：木枠、ウレタンフォーム、ビニールレザー張り

脚部：31mm角パイプ、クロームメッキ

フレーム：40×16mm角パイプ、メラミン焼付塗装

カラー：グリーン(N1)、ピンク(N3)、ブラック、ブルー(N2)、ブラウン(N4)、(Nシリーズ、防汚、抗菌)

高さ
三段階

待合室用長イス

※ご希望の高さをお申し付けください。



高さ 38.5cm

45cm

50cm

※ご希望の高さをお申し付けください。



高さ 38.5cm

45cm

50cm



ソファーSR・背付き

KT-695 110,000円

幅：座幅43(全幅63)cm 座幅48(全幅68)cm

長さ：120・130・140・150・160・170・180cm

高さ：座高38(全高65)cm 座高43(全高70)cm

重量：約40kg クッション厚：5cm(座面)

●座面と背もたれの丸みが質の高い座り心地をもたらす快適構造。

●立ち座りの負担を軽減させる座高43cm設計。シームライン縫製無し。

ビニールレザー18色

白	クリーム	アイボリー	スカイブルー	ライトブルー	メディアルミ	ピンク	レッド	イエロー
オレンジ	ライトグリーン	ライムグリーン	抹茶	メディシ	グレー	ライトブラウン	茶	黒

医療施設用カーテン〔工事等は別途お見積りいたします〕

やわらかな手触り感と風合いが魅力の
リリカニューホスピタルN。
ベッド回りを心地よく包むとともに
プライバシーを守ります。

N195 : 20001
N233 : 20005

N195 : 20003
N233 : 20007

N195 : 20002
N233 : 20006

N195 : 20004
N233 : 20008


メディカル

クリーンで機能的な空間に安らぎと彩りを…

ニューホスピタルN195 (1mあたり)

4,800円


寸法/巾 : 197cm **ヨコ使い**
組成 : ポリエステル100%
リピート : タテ197.0cm・ヨコ - cm
寸法変化率 : 水洗い/タテ - 1.0%・
ヨコ - 0.5%(JIS-L-1018 D 法)
ドライ/タテ - 0.5%・
ヨコ 0.0%(JIS-L-1018E-2法)
防災 : (イ) AO 010274 新、取扱絵表示 : リ-30



ニューホスピタルN233 (1mあたり)

5,700円

寸法/巾 : 235cm **ヨコ使い**
組成 : ポリエステル100%
リピート : タテ235.0cm・ヨコ - cm
寸法変化率 : 水洗い/タテ - 1.0%・
ヨコ - 0.5%(JIS-L-1018 D 法)
ドライ/タテ - 0.5%・
ヨコ 0.0%(JIS-L-1018E-2法)
防災 : (イ) AO 010274 新、取扱絵表示 : リ-30



ホスピタルテブ仕様 価格表

仕上り巾 ヒダなし	～100cm	～150cm	～200cm	～250cm	～300cm	～350cm	～400cm	～450cm	～500cm
～195cm	10,100	13,600	17,200	20,800	24,400	28,000	31,600	35,200	38,700

ヒダなしカーテン片開き/タッセルを含みません。巾方向を丈として使用しますので、巾つなぎの必要がありません。

(単位: 円)

仕上り巾 ヒダなし	～100cm	～150cm	～200cm	～250cm	～300cm	～350cm	～400cm	～450cm	～500cm
～233cm	12,000	16,300	20,400	24,700	29,000	33,300	37,500	41,800	46,100

ヒダなしカーテン片開き/タッセルを含みません。巾方向を丈として使用しますので、巾つなぎの必要がありません。

(単位: 円)

プレーン

やさしい色につつまれた
健やかで快適なスペースに…


キューブ (1mあたり)

本体
価格 **1,300円**

寸法/巾 : 100cm
組成 : ポリエステル100%
リピート : タテ - cm・ヨコ - cm
寸法変化率 : 水洗い/タテ - 0.4%・ヨコ 0.9%(JIS-L-1096 D 法)
ドライ/タテ 0.5%・ヨコ 0.5%(JIS-L-1096J-1 法)
取扱絵表示 : リ-30



静電気によるゴミやホコリが付き
にくいカーテンです。
静電気を抑える加工をすることで、
静電気の発生を抑えます。



レギュラー縫製仕様 価格表

仕上り巾 (約2倍ヒダ)	～100cm 2巾	～150cm 3巾	～200cm 4巾	～250cm 5巾	～300cm 6巾	～350cm 7巾	～400cm 8巾
～100cm	8,800	12,300	15,800	19,300	22,800	26,300	29,800
～120cm	9,800	13,800	17,800	21,800	25,800	29,800	33,800
～140cm	10,800	15,300	19,800	24,300	28,800	33,300	37,800
～160cm	11,800	16,800	21,800	26,800	31,800	36,800	41,800
～180cm	12,800	18,300	23,800	29,300	34,800	40,300	45,800
～200cm	13,800	19,800	25,800	31,800	37,800	43,800	49,800
～220cm	14,800	21,300	27,800	34,300	40,800	47,300	53,800
～240cm	15,800	22,800	29,800	36,800	43,800	50,800	57,800
～260cm	16,800	24,300	31,800	39,300	46,800	54,300	61,800
～280cm	17,800	25,800	33,800	41,800	49,800	57,800	65,800
～300cm	18,800	27,300	35,800	44,300	52,800	61,300	69,800
約1.5倍ヒダ	～120cm	～200cm	～266cm	～333cm	～400cm	～466cm	～533cm

約2倍ヒダ/タッセルを含む


(単位: 円)




カーテン

経穴模型

長田式デルマトーム人形・頭手耳経穴模型・鍼灸経穴模型



人形背面の痛圧刺激ポイントは経穴（ツボ）ではなく、独自の痛圧刺激ポイント表示をしています。解説書付



**長田式
デルマトーム人形**
KP-284 21,000円

サイズ：高さ約50cm
材質：合成樹脂、中国製



耳経穴模型1つ1つ型

KP-272 2,650円

小さい耳模型です。
タテ8×巾4.5×厚2cm



耳経穴模型

KP-233 3,000円

タテ13×巾7.3×厚3cm
中国製



頭部経穴模型

KP-234 5,500円

高さ21×横11×奥8.1cm、
中国製



手経穴模型

KP-232 3,000円

長13×巾10.5×厚3cm、
中国製



キャスター付



等身大経穴模型

KP-283 340,000円

サイズ：高さ205cm（台座含む）
材質：合成樹脂（中国製）
カラー：ブロンズ



経穴人形（大）（男）

KP-201 8,000円


身長50cm、中国製

経穴人形（小）

KP-202 4,000円

身長26cm、中国製

2009年WHO/WPRO
標準経穴部位
日本語公式版に
対応



鍼灸標準経穴模型（日本語版）

KP-291 8,000円

サイズ：高さ55cm（男性のみ）
材質：合成樹脂製、ABS台座付、中国製
◎両半身の流注を色別（14色）で表示
◎筋、骨格の位置に沿った経穴を正確に
分かりやすく表記
◎奇穴、新穴を表記
◎耐久性に優れた高品質素材を使用



模型 (骨格・関節)

3B Scientific® 全身骨格シリーズの基本仕様

- ・極めて高いコストパフォーマンス
- ・3年間保証
- ・ドイツで作られた第一級ナチュラル・キャスト製
- ・手作業による丁寧な仕上げ
- ・耐久性があり折損の恐れが少ない丈夫なプラスチック製
- ・約200個の骨を実物に近い質感・重量で再現
- ・等身大
- ・3分解の頭蓋骨
- ・実物と区別がつかぬほど、精巧に作られた歯
- ・素早く簡単に取り外しが可能な上肢と下肢
- ・簡易ダストカバー付属

3B Scientific® 全身骨格

直立型スタンド仕様



等身大骨格モデル A10

KP-252 **44,100円**

全身骨格シリーズ中のベーシックモデルです。50年にわたり世界中の病院、大学、学校、研究所におけるスタンダードモデルとして、その品質と機能性に高い評価を得てきました。
高さ170cm 重さ7.6kg

3B Scientific® 全身骨格

直立型スタンド仕様



等身大骨格モデル ~スーパースケルトン~ A13


KP-285 **144,000円**

- ・シリーズ基本仕様適合 (右上肢は取り外し不可)
- ・医学的・解剖学的に重要な600余の部位の番号表示
- ・筋の起始/停止を色分け表示
- ・肩、肘、股、膝関節に伸縮可能な靱帯付き
- ・全方向に屈伸可能な脊柱
- ・椎骨動脈と脊髄神経付き
- ・ヘルニア病部付き (L3/L4間)
- ・高さ170cm 重さ8.2kg

3B Scientific® 全身骨格シリーズの最上級骨格モデルは、シリーズ基本仕様に加え (ただし右上肢の取り外し不可、右下肢は寛骨ごと取り外し)、さらに脊柱にヒトの生理学的可動域をフルにカバーする機能を持たせています。複雑な動きをする頸椎部においても、すべての自然な動作ができます。筋の起始/停止表示、伸縮可能な靱帯のついた関節、椎骨動脈、ヘルニア病部 (L3/L4間)、医学的・解剖学的に重要な600余の部位の番号表示とそれに対応するキーカード (部位名称表) など、すべての条件を備えたモデルはあらゆる使用目的に対応します。

3B Scientific® 全身骨格

吊り下げスタンド仕様



脊柱可動型骨格モデル A15-3S

KP-251 **185,000円**

- ・脊柱完全可動
- ・可動性を備えた肩甲骨と鎖骨が上肢の挙上に連動
- ・股関節はエラスティックコードで連結
- ・膝関節を屈曲・伸展させた時の膝蓋骨の位置を再現可能
- ・頭蓋冠の取外し可能
- ・精巧に作られた歯
- ・本物の骨格標本からの第一級ナチュラル・キャスト製
- ・約200個の骨を実物に近い質感・重量で再現

肩、肘、股、膝、手首、足首の各関節は伸縮コードで連結し高い可動性を追及。ヒトの関節の可動域をすべてカバーするモデルで、自然な動作を忠実に再現。
高さ186cm (スタンド含む)
重さ8.0kg



全身骨格モデル

3B Scientific®

ミニ骨格

直立型スタンド仕様




各関節は次のように可動します。
 ・下顎：上下に開閉
 ・肩関節：屈曲/伸転、内転/外転
 ・肘関節：屈曲/伸展
 ・前腕：回外/回内
 ・手：背屈/掌屈
 ・股：屈曲/伸転、内転/外転
 ・膝：屈曲/伸展
 ・足：背面/底面
 脊柱は可動しません

1/2 縮尺型 骨格モデル A18

KP-286 30,100円

ミニ骨格モデルの中でもトップクオリティーを誇るモデルです。等身大の1/2サイズで解剖学的構造を細部まで精密に再現しました。頭蓋骨は頭蓋冠、頭蓋底、下顎骨の3分解が可能です。
 高さ88cm 重さ1.5kg

吊り下げスタンド仕様



1/2 縮尺型骨格モデル A18/6

KP-292 47,200円

A18と同内容ですが、左側に筋の起始(赤)/停止(青)部を着色表示。筋の表示には番号がつけられています。スタンドはボール部だけを利用して壁に吊るすことも可能です。
 高さ94cm 重さ1.7kg

3B Scientific®

脊柱

スタンド付き



脊柱可動型モデル, 標準型 A58/1

KP-287

25,900円

高い品質と優れた経済性そして高い耐久性を兼ね備えた、最も人気の高い脊柱モデルのシリーズです。可動性に富み、作った姿勢を保持できるので、患者説明用にも手軽に使用できます。
 高さ74cm 重さ1.8kg

スタンド付き



脊柱可動型モデル, 大腿骨付 A58/2

KP-250

28,100円

A58/1に大腿骨の上部を追加。股関節可動
 高さ83cm 重さ2.1kg

3B Scientific®

脊柱

スタンド付き




脊柱可動型モデル, 大腿骨,筋・起始/停止表示付 A58/3

KP-288 35,000円

左側に筋の起始部(赤)と停止部(青)を着色表示し、各部位の名称を確認できるキーカードが付属します。可動性に富み、作った姿勢を保持できるので、患者説明用にも手軽に使用できます。その他の仕様はA58/1と同様。
 高さ83cm 重さ2.1kg

スタンド付き



脊柱可動型モデル, 女性骨盤仕様 A58/4

KP-289

32,700円

女性骨盤付き。その他の内容はA58/1と同様。
 高さ74cm 重さ1.8kg

スタンド付き



脊柱可動型カラー モデル,大腿骨付 A58/9

KP-293

39,200円

A58/1と同様の特徴に加え、大腿骨の上部を追加。患者への指導や教室での授業がよりスムーズに行えるように、5セクションごとに色分けされています。股関節可動。
 高さ82cm 重さ2.1kg

・7頸椎
 ・12胸椎
 ・5腰椎
 ・仙骨
 ・尾骨
 ・L3・L4間
 ヘルニア病部付き。



1/2 縮尺型脊柱 可動型モデル A18/21

KP-290

16,600円

後頭骨と骨盤が付属した可動型脊柱モデルです。1/2サイズですが、脊柱の自然な動きを再現することができます。
 高さ44cm 重さ0.35kg

模型 (骨格・関節)

独 3B (スリービー社)



肩関節、機能モデル A80

KP-262

12,300円

伸縮性のある靱帯が付いた可動型の肩関節模型です。



股関節、機能モデル A81

KP-303

12,300円

伸縮性のある靱帯が付いた可動型の股関節模型です。



膝関節、機能モデル A82

KP-263

12,300円

伸縮性のある靱帯が付いた可動型の膝関節模型です。



肘関節、機能モデル A83

KP-304

12,300円

伸縮性のある靱帯が付いた可動型の肘関節模型です。

ミニ関節モデル

各 **6,300円**

① 股関節 A84/1

KP-264A

② 膝関節 A85/1

KP-264B

③ 肩関節 A86/1

KP-264C

④ 肘関節 A87/1

KP-264D

断面レリーフ・スタンド付。実物の1/2モデル



手の構造、3分解モデル M18

KP-305

78,000円

手の構造(骨、筋肉、腱、靱帯、動脈、神経など)を観察できます。



足関節、靱帯付モデル M34

KP-306

29,900円

足関節の解剖学的に重症な靱帯と腱を観察できます。

独 SOMSO Modelle

ドイツ・ソムソ社製の各種モデルは100年以上の歴史が物語る通り世界一といえる技術が商品に表現されています。精密でリアルティなソムソ・モデルをお手元に置くことは患者様により説得力のある会話になると信じております。

- 実物大
- プラスチック製
- 日本語説明書付




膝関節機能模型

KP-216

35,000円

靱帯付、膝の屈曲可能
34×18×18cm 1.0kg



手関節模型 QS31/7ST

KP-253

33,000円

各指骨が上記の様にゴムによって繋がっている為に指骨を自由に動かすことができる。
25×25×28cm 83g



足関節模型 QS23ST

KP-254

31,000円

各指骨が上記の様にゴムによって繋がっている為に指骨を自由に動かすことができる。
25×25×28cm 83g



足関節機能模型

KP-217 **105,000円**

靱帯付、足の上下、内外転の動き可能
25×25×28cm 900g



手関節機能模型

KP-218 **98,000円**

靱帯付、足の上下、内外転の動き可能
36×18×19cm 400g



肘関節機能模型

KP-215 **33,000円**


靱帯付、肘の屈曲、とう骨の旋回運動可能
41×19×22cm 650g



肩関節機能模型

KP-213 **41,000円**

靱帯付、腕の前斜、後斜及び内外の動き可能
26×19×22cm 650g



股関節機能模型

KP-214 **37,000円**

靱帯付、大腿骨の内外転の動き可能
35×20×18cm 1.25kg

各部関節モデル・3B・SOMSO

模型(筋肉・内臓)



ドイツ 3B社製

頸椎 A72

KP-224 12,800円

7個の頸椎と後頭骨からなる椎間板、椎骨動脈、脊髄神経付
12×15×19cm

胸椎 A73


KP-228 12,800円

12個の胸椎からなる。椎間板、椎骨動脈、脊髄神経付
12×12×32cm

腰椎 A74

KP-225 12,800円

5個の腰椎からなる。椎間板、椎骨動脈、脊髄神経付
12×12×34cm



椎間板ヘルニアのモデル A76

KP-226 8,500円

ドイツ・3B社製、実物大
第四と第五腰椎間の標本で中央部と背側壁に椎間板ヘルニア取り替え可。総5部分
12×12×13cm



骨粗鬆症モデル A78

KP-256 8,300円

ドイツ・3B社製
3個の腰椎から成るモデル。比較のため上部は健康な椎骨断面、中部は密度の減少した骨粗鬆の断面、下部はさらに進行し、圧迫変形したものを表示
スタンド取り外し可 高さ16cm



頭蓋骨 22分解キット、マルチカラー仕様 A291

KP-294 54,000円

ドイツ・3B社製
この詳細なナチュラルキャスト製の頭蓋モデルは22個の骨に分解することができます。各縫合部には、ピンコネクターが目立たぬようにしっかりと埋め込まれ、何度でも分解・組み立てを繰り返すことができます。

それぞれの骨は9つの色に塗り分けられて、より鮮明に個々の骨を区別しながら頭蓋骨の構造を理解できます。左右で対をなす骨は左右とも同色になっています。



分解できる骨は次のとおりです。

頭頂骨(左右一対)・後頭骨・側頭骨(左右一対)・蝶形骨・前頭骨・篩骨・鋤骨・口蓋骨(左右一対)・下鼻甲介(左右一対)・上顎骨(左右一対、歯牙一体)・涙骨(左右一対)・鼻骨(左右一対)・頬骨(左右一対)・下顎骨(歯牙一体)
21×14×16cm 0.7kg

頭蓋、頸椎付、4分解モデル A20/1

KP-248 29,900円

ドイツ・3B社製
頭蓋、頸椎付、4分解モデル
頸椎は屈伸自在。延髄、脊髄神経、椎骨動脈、脳底動脈付き。
3分解の頭蓋は、頸椎から取り外し可能です。スタンド付。
20×13.5×15.5cm 1.4kg



トルソー 28分解モデル／両性、背側開放型 B35

KP-277 176,000円

サイズ：87×38×25cm 重さ：8kg

脱着できる頭部は、鼻・口腔、咽頭、半脳を露出(動脈付半脳-4分割、視神経付眼球取りはずし可能)。女性胸部(外皮、筋、乳腺、肋骨部)、両肺、心臓(2分割)、胃(2分割)、胆のう付肝臓、小腸、脾臓付大腸(3分割)、右腎臓(2分割)、女性の生殖器(2分割)と取りはずせる胎児、男性の生殖器(2分割)と取りはずせる陰茎(2分割)、小脳から仙骨まで背側開放され第7胸椎は取りはずせません。各部位番号表示入、キーカード(ラ/独/英/仏)

ミニトルソー 12分解モデル／無性、頭部付 B22

KP-278 27,600円

サイズ：54×24×18cm 重さ：2.7kg

実物大のほぼ1/2サイズ。頭部は半分に分けて半脳も取り出し可能。両肺、心臓、(2分割)、胃、胆のう付肝臓、腸(大小)一体(脾臓含)、盲腸開閉からなっています。各部位番号表示入、キーカード(ラ/独/英/仏)


筋肉解剖 45分解モデル／両性 3/4サイズ B50

KP-274 1,233,000円

サイズ：138×50×32cm 重さ：17kg


このモデルは学術上極めて微細な部分まで再現した非常に精巧な模型です。分解は、頸部と取りはずせる頭蓋冠、脳(3分割)、右上肢、左上肢と肩部(5個の筋肉分解)、8個の下肢筋肉と股筋、胸腹壁と取りはずせる女性乳腺、右肺(2分割)、左肺(2分割)、胸腺、心臓(2分割)、男性の生殖器(2分割)と取りはずせる陰茎(2分割)、女性の生殖器(2分割)からなっています。各部位番号表示入、キャストスタンド付、キーカード(ラ/独/英/仏)

ポスターを折らずに送る場合、紙管1本につき別途 200円 が加算されます。全商品が対象となります。




鍼灸経絡経穴図

パネル入 KP-109B 8,000円
 ビニール加工 KP-109A 2,000円
 90.2×60.0cm 経絡、臓器がひと目でわかるカラー刷




「鍼灸適応症」ポスター

84×59.5cm KP-103A 800円
 パネル入り KP-103B 5,800円



「初めの方には是非お読み下さい」ポスター

90.0×62.3cm KP-101A 1,000円
 ビニール加工 KP-101C 2,000円
 パネル入り KP-101B 6,000円



チラシ200枚 A5判
 KP-101D 1,500円

チラシは待合室に置いて広く患者さん
 にお持ち帰りいただくPR用としてご
 利用ください。

90.0×62.3cm

21.0×14.8cm




五 色	五 志	五 飲	五 果	五 味	五 音	五 動	五 液	五 臟	五 腑	五 行	五 色	五 志	五 飲	五 果	五 味	五 音	五 動	五 液	五 臟	五 腑	五 行
青	怒	酸	酸	酸	酸	酸	酸	酸	酸	酸	青	怒	酸	酸	酸	酸	酸	酸	酸	酸	酸
赤	喜	苦	苦	苦	苦	苦	苦	苦	苦	苦	赤	喜	苦	苦	苦	苦	苦	苦	苦	苦	苦
白	思	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	白	思	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘	甘
黃	憂	辛	辛	辛	辛	辛	辛	辛	辛	辛	黃	憂	辛	辛	辛	辛	辛	辛	辛	辛	辛
黒	恐	水	水	水	水	水	水	水	水	水	黒	恐	水	水	水	水	水	水	水	水	水
木	肝	胆	肝	胆	肝	胆	肝	胆	肝	胆	木	肝	胆	肝	胆	肝	胆	肝	胆	肝	胆
火	心	小腸	心	小腸	心	小腸	心	小腸	心	小腸	火	心	小腸	心	小腸	心	小腸	心	小腸	心	小腸
土	脾	胃	脾	胃	脾	胃	脾	胃	脾	胃	土	脾	胃	脾	胃	脾	胃	脾	胃	脾	胃
金	肺	大腸	肺	大腸	肺	大腸	肺	大腸	肺	大腸	金	肺	大腸	肺	大腸	肺	大腸	肺	大腸	肺	大腸
水	腎	膀胱	腎	膀胱	腎	膀胱	腎	膀胱	腎	膀胱	水	腎	膀胱	腎	膀胱	腎	膀胱	腎	膀胱	腎	膀胱
外因	内因	飲食	精神作用	初診	問	診	問	診	問	診	望	診	望	診	望	診	望	診	望	診	望

五行之色体表

五行之色体表
 KP-114 3,500円


和紙風特殊紙使用
 解説付 紙管入
 103×32cm
 ビニール加工



頭鍼療法刺激区図

KP-115 **1,500円**


解説書付 71×51.5cm



耳針療法のための
ポイントマスター (意匠登録済)

KP-104 **3,500円**

表裏両面で72の疾病名(英文付)があり、カードを回転させることにより、必要とする疾病の主要穴(赤点)備要穴(緑点)がひと目でわかる仕組みになっています。直径21cm 説明書、耳介図カラー図鑑付。



耳介図カラー図鑑

KP-119 **1,000円**

51×36cm



2枚セット経穴図

KP-106


1,000円

107×38cm
正面・背面2枚組

KP-106B

4,700円


表装掛軸
正面・背面2枚組



奇経八脈図鑑

KP-155 **1,800円**

山下 詢 著
●奇経の流注とそれぞれの関係、さらに所属する経穴が一目でわかる。どんな症状、病気にはどの組み合わせ経穴を選べばよいか、臨床に即対応できる。
■解説書(16頁)付
■サイズ:縦84×横59.4cm



鍼灸補瀉要穴の図

KP-154 **1,500円**


表装掛軸

KP-154B **3,800円**

本間祥白 著
●鍼灸治療の基本である補法、瀉法について、本図は古典「難経」に則った補・瀉の理論と配穴を模式化した。
■解説書(50頁)付
■サイズ:幅106×横57cm

3D 人体チャート

独特な立体加工技術により、
体表面の起伏を生体に沿って精巧に再現しました。





3D 鍼灸経絡経穴図 (2枚セット)

KP-161 **4,800円**

材質：PVC素材 サイズ：縦74cm×横54cm


- 平面印刷では表現できないリアルな立体効果
- 軽くて画鋏1つで壁に掛けられます。
- 軽量 (196g) で耐久性のある材質
- 鮮明で読みやすい文字



3D 人体チャート (骨格)

KP-156 **4,500円**


材質：PET素材 サイズ：縦74cm×横54cm



3D 人体チャート (自律神経系)

KP-159 **4,500円**


材質：PVC素材 サイズ：縦74cm×横54cm



3D 人体チャート (末梢神経系)

KP-158 **4,500円**


材質：PET素材 サイズ：縦74cm×横54cm



3D 人体チャート (骨格筋)

KP-157 **4,500円**


材質：PVC素材 サイズ：縦74cm×横54cm



3D 人体チャート (諸関節と靱帯)

KP-160 **3,500円**

材質：PET素材 サイズ：A2変形(縦65cm×横47cm)



**3D 足のリフレクソロジーチャート
デスクサイズ**

KP-163 **900円**

材質：PVC素材 サイズ：A4判



**3D 足のリフレクソロジーチャート
ポスターサイズ**

KP-162 **3,500円**

材質：PET素材 サイズ：縦55cm×横36.5cm

3D 人体チャート

ポスターを折らずに送る場合、紙管1本につき別途**200円**が加算されます。全商品が対象となります。




骨格筋

86×62 cm **KP-120B** **3,400円**
 パネル入 **KP-120** **10,000円**
 デスクサイズ **KP-120C** **1,100円**
 プラスチック製 43×30.5 cm




骨格

86×62 cm **KP-121B** **3,400円**
 パネル入 **KP-121** **10,000円**
 デスクサイズ **KP-121C** **1,100円**
 プラスチック製 43×30.5 cm



神経系

86×62 cm **KP-122B** **3,400円**
 パネル入 **KP-122** **10,000円**
 デスクサイズ **KP-122C** **1,100円**
 プラスチック製 43×30.5 cm



頭部と頸部

70×51 cm **KP-125** **3,400円**
 パネル入 **KP-125B** **10,000円**
 デスクサイズ **KP-125C** **1,100円**
 プラスチック製 43×30.5 cm




肩と肘

70×51 cm **KP-126** **3,400円**
 パネル入 **KP-126B** **10,000円**
 デスクサイズ **KP-126C** **1,100円**
 プラスチック製 43×30.5 cm




手と手首

70×51 cm **KP-128** **3,400円**
 パネル入 **KP-128B** **10,000円**
 デスクサイズ **KP-128C** **1,100円**
 プラスチック製 43×30.5 cm




足と足首

70×51 cm **KP-127** **3,400円**
 パネル入 **KP-127B** **10,000円**
 デスクサイズ **KP-127C** **1,100円**
 プラスチック製 43×30.5 cm



リンパ系


86×62 cm **KP-134** **3,400円**
 パネル入 **KP-134B** **10,000円**
 デスクサイズ **KP-134C** **1,100円**
 プラスチック製 43×30.5 cm



血管系

86×62 cm **KP-133** **3,400円**
 パネル入 **KP-133B** **10,000円**
 デスクサイズ **KP-133C** **1,100円**
 プラスチック製 43×30.5 cm


ポスターを折らずに送る場合、紙管1本につき別途 **200円** が加算されます。全商品が対象となります。



ミニポスター 脊椎の構造と異常

KP-164 **2,500円**

- 内容：脊柱（側面図） 解剖学的構造 脊柱の疾患（骨粗鬆症/下背部痛の諸原因）
- サイズ：縦51.5×横36.4cm
- 仕様：コート紙・両面マットPP



ミニポスター ムチ打ち損傷

KP-165 **2,500円**


- 内容：過屈曲 過伸展 筋損傷 脊髄損傷 靱帯損傷 脊柱の靱帯
- サイズ：縦51.5×横36.4cm
- 仕様：コート紙・両面マットPP



ミニポスター 骨粗鬆症の知識

KP-166 **2,500円**


- 内容：体への影響 骨粗鬆症の脊柱 骨粗鬆症の好発部位 女性の骨密度の変化 骨粗鬆症とは？ 危険因子 予防法 主な薬物療法 骨密度の低下を知る方法は？ 骨粗鬆症による脊柱の変形過程
- サイズ：縦51.5×横36.4cm
- 仕様：コート紙・両面マットPP



ミニポスター 内臓の働き

KP-167 **2,500円**

- 内容：脳 肺 心臓 横隔膜 肝臓 腎臓 脾臓 胆嚢 脾臓 胃 小腸 大腸 膀胱
- サイズ：縦51.5×横36.4cm
- 仕様：コート紙・両面マットPP



ミニポスター 毛髪と脱毛症の知識

KP-168 **2,500円**

- 内容：毛髪の断面図 脱毛症のパターン 脱毛症における毛包の小型化 毛周期（毛の成長過程）
- サイズ：縦51.5×横36.4cm
- 仕様：コート紙・両面マットPP




- 内 容
1. 上体と肩（前面）
 2. 上体と肩（背側浅層）
 3. 上体と肩（背側深層）
 4. 前後の関連痛ガイド
 5. 頭部と頸部
 6. 上肢
 7. 下肢

オールカラーの解剖図にトリガーポイントと疼痛ゾーン（関連痛の起こる場所）が示されており、トリガーポイントの理解を助ける。また健康な状態に改善・維持するためのエクササイズの方法が紹介され、患者さんへの指導にも役立つ。医院・治療院に最適。

絵で見るトリガーポイントチャート

KP-169 **4,700円**


- 著：S.A.カミングス/J.A.ドリスコール 監訳：高橋清輝
- スタンドチャート
- サイズ：B4判10枚



足の反射療法チャート

KP-110 **3,400円**

70×51cm PP（ビニール）加工




解剖学ガイドI [体系図]

KP-146 **3,500円**

- 監訳：川原 群大
- 仕様：縦28cm×横21.5cm（17枚セット）
- セミコンシールリング綴じ加工

【内容】 骨格（Ⅰ）／骨格（Ⅱ）／骨格筋（Ⅰ）骨格筋（Ⅱ）／呼吸器系（Ⅰ）／呼吸器系（Ⅱ）／血管系（動脈）／血管系（静脈）／尿生殖器系（泌尿器）／内分泌腺／消化器系／末梢神経系／自律神経系／外皮／尿生殖器系（男の生殖器）／尿生殖器系（女の生殖器）（Ⅰ）／尿生殖器系（女の生殖器）（Ⅱ）



解剖学ガイドII [器官構造]

KP-146 **3,500円**

- 監訳：川原 群大
- 仕様：縦28cm×横21.5cm（11枚セット）
- セミコンシールリング綴じ加工

【内容】 頭部と頸部／歯／眼の構造／外耳と平衡聴覚器／ヒトの脳／頭蓋／脊柱／知覚神経分布領域（皮膚節）／心臓の構造／肝臓／手と手首

ポリカーボネートプラスチック

耐熱
121℃



プラカップRP 4号 プラカップRP 5号 プラカップRP 6号

プラカップRP

4号	KS-181A	1,000円
5号	KS-181B	1,100円
6号	KS-181C	1,200円



プラRP 8セット

KS-195 10,476円

- プラカップ4号：2個（内径：約40mm）
- プラカップ5号：2個（内径：約50mm）
- プラカップ6号：4個（内径：約60mm）
- グリーンケース小

計8個



プラRP 16セット

KS-196 20,762円

- プラカップ4号：2個（内径：約40mm）
- プラカップ5号：4個（内径：約50mm）
- プラカップ6号：10個（内径：約60mm）
- グリーンケース大

計16個



プラRP Mセット

KS-197 25,810円


- プラカップ5号：4個（内径：約50mm）
- プラカップ6号：16個（内径：約60mm）
- グリーンケース大

計20個



耐熱ガラス

耐熱
121℃



ガラスSTR 2号 ガラスSTR 3号 ガラスSTR 4号 ガラスSTR 5号 ガラスSTR 6号 ガラスSTR 7号

ガラスSTR

2号	KS-198A	1,333円
3号	KS-198B	2,190円
4号	KS-198C	2,381円
5号	KS-198D	2,476円
6号	KS-198E	3,705円
7号	KS-198F	4,666円



ガラスSTR 8セット

KS-199 20,762円

- ガラスカップ3号：2個（内径：約30mm）
- ガラスカップ4号：2個（内径：約40mm）
- ガラスカップ5号：4個（内径：約50mm）
- グリーンケース小

計8個



ガラスSTR 16セット

KS-200 41,048円

- ガラスカップ3号：2個（内径：約30mm）
- ガラスカップ4号：4個（内径：約40mm）
- ガラスカップ5号：10個（内径：約50mm）
- グリーンケース大

計16個



ガラスSTR Mセット

KS-201 51,333円

- ガラスカップ4号：4個（内径：約40mm）
- ガラスカップ5号：16個（内径：約50mm）
- グリーンケース大

計20個



ハンドポンプJ

KS-178 4,600円

樹脂部分はポリカーボネート
ステンレス製補強金具
チューブ：エステロンゴム
到達真空度：-70kpa
重量：150g



ハンドポンプQ

KS-179 7,000円

樹脂部分はポリカーボネート
ステンレス製補強金具
真空メーター：鉄、ステンレス
チューブ：エステロン・合成ゴム
到達真空度：-70kpa 重量：250g



カップングβ

KS-190 **180,000円**

- ACアダプターセット：1本
 - フィルターエレメント：1個
 - 吸引チューブセット(カップング用)：1本
- 寸法：横 約300×奥行 約263×高さ 約290mm
重量：約10.5kg
電源：DC12V5A
真空度：-95kpa以上
排気量：14.0ℓ/min以上
定格時間：連続
消費電力：50W平均
騒音値：50db平均(測定位置：本体前面約30cm)
圧力調節バルブ付き
保証期間：1年



カップングα-II 取説DVD付

KS-171 **78,000円**

- ACアダプターセット：1本
 - フィルターエレメント：1個
 - 吸引チューブセット：1本(カップング用)：1本
- 寸法：横 約250×奥行 約200×高さ 約260mm
重量：約5.5kg
電源：DC12V5A
真空度：-85kpa以上
排気量：12.8ℓ/min
使用定格時間：90分
消費電力：36W平均
騒音値：53db以下(測定位置：本体前面約30cm)
圧力調節バルブ付き
保証期間：1年



カップングα-ミニ 取説DVD付

KS-191 **47,429円**

- ACアダプターセット：1本
 - 吸引チューブセット：1本(カップング用)
- 寸法：横 約160×奥行 約150×高さ 約135mm
重量：約1.5kg 電源：DC12V2A
真空度：-80kpa以上 排気量：4ℓ/min
使用定格時間：30分 消費電力：15W平均
使用耐久時間：3000時間 保証期間：1年
※美容・スライドカップング等
オイルや微粉末の使用はできません。



プレフィルター小

KS-192 **1,900円**

(交換用フィルター2個付)長さ53.4mm 直径10mm



電動ポンプ専用カップ 小鼻用

KS-164A **3,000円**



電動ポンプ専用カップ フェイス用

KS-164B **3,000円**



電動ポンプ専用カップ ボディ用小

KS-164C **3,000円**



電動ポンプ専用カップ ボディ用中

KS-164D **3,200円**



電動ポンプ専用カップ ボディ用大

KS-164E **3,400円**

別売品



スライド用の吸引チューブです。対応機種はカップングα-II・カップングβ・カップングバルサーです。ビューティーカップ(スライド用カップ)との接続に使用します。

スライド用 シリコンチューブ

KS-194 **3,333円**

- プレフィルター小：1個
- 【材質】シリコンゴム
【長さ】約250cm



- 吸玉の正しいやり方
- 症状別吸玉療法の実例

吸玉療法

805-042 **2,000円**

宮本猪八 著
244頁 たにぐち書店



止血鉗子(ペアン氏)無鉤直型

KN-370B **4,400円** KN-370D **6,500円**

140mm、BOX式

185mm、BOX式



赤キャップ(ガラス)1個

KS-101B **3,000円**

口径32mm



ガラス玉 (特大)
KS-125B 1,800円

中国製

ガラス玉 (中)
KS-126N 1,200円

中国製

ガラス玉 (極小)
KS-128N 800円

中国製

ガラス玉 (大)
KS-125N 1,500円

中国製

ガラス玉 (小)
KS-127N 1,000円

中国製

点火棒
KS-130 300円

ガラス玉のサイズ一覧

	特大	大	中	小	極小
高さ	100mm	91mm	80mm	65mm	51mm
外径φ	90mm	90mm	72mm	60mm	49mm
口外径φ	76mm	67mm	58mm	45mm	40mm
口内径φ	55mm	45mm	41mm	30mm	27mm
重量	320g	212g	127g	82g	50g

※おおよその寸法です。一定ではありません。

カッピング(吸い玉)革命

吸 SuiQ 灸®

吸い玉専用の小型高性能ポンプを新たに開発。

「吸灸」専用真空ポンプは急激な吸引による肌への高負荷を回避するため4L/分のあて小さな排気量の吸引ポンプを採用しながら素早く真空域(−95kPa以上)まで到達できる小型高性能な吸い玉(カッピング)専用真空ポンプです。また、オイル式ポンプの弱点であるオイルミスト排出も、内部に超高性能フィルターを搭載し、0.01μmまでのオイルミストを除去します。ご家庭から治療院様まで安心してご使用いただける信頼の一台です。

寸法：横210×奥行き293×高さ260mm
重量：約8kg
電源：AC100V(日本専用仕様)
到達真空度：−95kPa以上
排気量：4L/分
定格時間：90分
消費電力：50VA(50W相当)
保証期間：1年
付属品：説明書・保証登録(請求)はがき・エアフィルタ付透明管2m・ACコード

電動式吸引用ポンプ
吸灸(本体)
KS-202 300,000円
[クラスII/特管]

「吸灸」各種オプション

商品コード	品名	価格
KS-143D	吸引弁	600円
KS-143E	電源コード3P	2,700円
KS-143F	吸引管(透明管)2m	1,600円
KS-143	二又管セット	1,400円
KS-143B	内部ゴム管	1,800円

鍼灸院・治療院などのヘビーユーザー向けに開発した医療用電動式吸引用ポンプ

シンプルな操作性、堅牢な内部設計
そして管理医療機器としての確固たる信頼性

ホコリによる機能低下を排除、フィルターの多重化により真空ポンプ性能の劣化を阻止

1kPa単位の調整が可能な高性能吸引調節ダイヤルを搭載

本体背面には吸引した空気の排気用のニッブル(排気口)を標準装備




※本体のみ、吸引用ガラスカップは付属しておりません。霧島ガラス玉を別途お買い求めください。

霧島ガラス玉

商品コード	吸着具	弁付価格	備考
KS-131I	10号(直径10cm)	13,000円	背中 of の広い場所用
KS-131H	8号(直径8cm)	6,700円	
KS-131G	7号(直径7cm)	5,600円	
KS-131F	6号(直径6cm)	4,600円	
KS-131E	5号(直径5cm)	3,500円	基本サイズ
KS-131D	4号(直径4cm)	3,500円	
KS-131C	3号(直径3cm)	3,500円	頭や首、腕、足の裏等
KS-131B	2.5号(直径2.5cm)	3,500円	
KS-131A	1号(直径1cm)	3,500円	手足のせまい場所用

カーボン太陽灯



コウケントー・3号器 (分銅式)

KW-330 **170,000円**

AC100V・300W 25kg
[クラスⅡ/特管]



コウケントー・1号器

KW-328 **120,000円**

AC100V・300W
放射器口径300m/m
高さ80cm 14kg
[クラスⅡ/特管]



1号器用キャスター

KW-328B **12,000円**



コウケントー・2号器

KW-329 **100,000円**

AC100V・300W 放射器口径300m/m 10kg
[クラスⅡ/特管]

コウケントー治療用カーボン

コウケントー純正治療用カーボンを2本照射器内にセットし、アーク放電させることにより光と輻射温熱を発生させます。2本セットで約3時間治療することが可能。

<部品>

ホルダー(カーボン固定ネジ付)

KW-335A **1,300円**

補助器

KW-335C **70円**

カーボン固定ネジ

KW-335B **70円**

コウケントー用国産カーボン

KW-333A~V

商品コード	No.	1箱10本入	1箱50本入
A	#5000	2,200円	11,000円
B	#3000	2,200円	11,000円
C	#3001	2,200円	11,000円
D	#3002	2,200円	11,000円
E	#4008	2,200円	11,000円
F	#3003	2,200円	
G	#3004	2,200円	
H	#3005	2,200円	
I	#3006	2,200円	
J	#3007	2,200円	
K	#3009	2,200円	

商品コード	No.	1箱10本入	1箱50本入
L	#5002	2,200円	11,000円
M	#5003	2,200円	
N	#6000	2,200円	
O	#6001	2,200円	
P	#6002	2,200円	
Q	#6003	2,200円	
R	#6004	2,200円	
S	#6005	2,200円	
T	#6006	2,200円	
U	#6007	2,200円	
V	#6008	2,200円	

コウケントー用ドイツ製カーボン

KW-334A~J

商品コード	No.	1箱10本入	1箱50本入
A	#1000(キ/ハス)	3,500円	17,500円
B	#4000	3,500円	17,500円
C	#4001	3,500円	17,500円
D	#4002	3,500円	17,500円
E	#4003	3,500円	17,500円
F	#4004	3,500円	17,500円
G	#4005	4,500円	22,500円
H	#4006	4,500円	22,500円
I	#4007	4,500円	22,500円
J	#4009	4,500円	22,500円

※ご注文の時に1箱10本入、50本入かをご確認ください。

I カーボン総合光線(白表示)1箱10本入

KW-304 **3,000円**

赤外線、紫外線、可視光線がほぼ3等分ずつ含まれる標準光線です。一般的に各科の疾患に最も多く用いられます。

II カーボン赤外線(赤表示)1箱10本入

KW-305 **3,000円**

赤外線が多く、鎮痛、消炎、消毒、循環促進等に用いられます。紫外線が少なく、皮膚に対する刺激が少ないので皮膚が荒れません。

III カーボン紫外線(紫表示)1箱10本入

KW-306 **3,000円**

紫外線が多いので、殺菌、化骨に成果があり、刺激が強いため、始めの1、2回だけにします。

人によっては、照射後皮膚がヒリヒリすることがあります。

IV カーボン可視光線(黄表示)1箱10本入

KW-307 **3,000円**

可視光線量が多く強い黄色光です。特に、深部作用、新陳代謝、消炎、硬結吸収等の作用があります。

V スーパーカーボン(黒表示)1箱10本入

KW-308 **3,000円**

他に比べ、熱量が20%多く、遠赤外線、キノノリスを含んでいるので、熱の皮下浸透度が高い。


VI 特殊カーボン(緑表示)1箱10本入

KW-309 **3,000円**

運動神経障害、麻痺、神経痛



カーボンホルダー
(2個セット)
KW-302B
1,500円



カーボンホルダーネジ
KW-302C
120円

商品コード	No.	色	光線分類	主たる元素
KW-304	I	白	総合光線	セリウム
KW-305	II	赤	赤外線	ストロンチウム・リチウム
KW-306	III	紫	紫外線	鉄
KW-307	IV	黄	可視光線	ナトリウム
KW-308	V	黒	(特)スーパーカーボン	カリウム
KW-309	VI	緑	特殊	カリウム・硼素

近赤外線療法で、最高10Wのパルス照射。

場所を取らないコンパクト設計で、取り扱いがラク。

複雑な設定のいらないシンプル操作。

出力10Wのシングルと、同時に2カ所照射できる出力5Wのダブルの2タイプ。

目的に応じて選択できる多彩な先端ユニットをご用意。

生体深達性の高い複合波長 パルス照射で10Wの高出力を実現 連続照射に比べ、安全性も向上



同時に2カ所の照射ができる出力5Wのダブルファイバータイプ

スーパーライザー PX-TYPE2

KB-837 3,500,000円

- 認証番号 221AGBZX00064000
- 定格電圧：AC100V ●電源周波数：50/60Hz
 - 消費電力：220VA ●発振波長：0.6μm～1.6μm
 - 最大出力：5W+5W
 - 光源：スーパーアイオダイナミックランプ150W
 - 重量：35kg
 - 寸法：幅390×奥行445×高さ1,400mm



10Wの高出力で高い治療効果を発揮するシングルファイバータイプ

スーパーライザー PX-TYPE1

KB-838 3,000,000円

- 認証番号 221AGBZX00064000
- 定格電圧：AC100V ●電源周波数：50/60Hz
 - 消費電力：220VA ●発振波長：0.6μm～1.6μm
 - 最大出力：10W
 - 光源：スーパーアイオダイナミックランプ150W
 - 重量：34kg
 - 寸法：幅390×奥行445×高さ1,400mm

より手軽に、より身近に。

スーパーライザーHA-2200シリーズの先進機能や操作性を継承

<スーパーライザー mini PRO>は、ハンドイン治療に特化した小型軽量タイプの光線治療器。光の中で最も生体深達性の高い近赤外線（0.6μm～1.6μm）を最高2,500mWでスポット状に照射。その治療効果はペインクリニックをはじめ、多岐にわたる医療の現場で高く評価されています。操作性・治療効果・安全性など、さまざまな医療ニーズに高いレベルでお応えします。

- 1 最高2,500mWの高出力により、さらなる生体深達性を実現。
- 2 シンプルでわかりやすい操作パネル
- 3 選べる2つの照射モード
- 4 光源をプローブに内蔵し小型化。高出力での治療を実現

コンパクトながら、優れた治療効果！



小型軽量赤外線治療器 スーパーライザー mini PRO

KB-839 1,480,000円

- 〔クラスⅡ/特管〕認証番号 231AGBZX00014000
- 寸法：幅290mm×奥行250mm×高さ120mm
 - 重量：1.8kg
 - 電気定格：AC100V、70VA、50/60Hz、DC12V、2.08A
 - ACアダプタ：AC100-240V 50/60Hz（出力：11-13Vdc 2.27-1.92A）
 - 使用温度湿度：+10～+34℃、30～75%RH
 - 定格時間：10分 ●出力：2.5W

いつでも、どこへでも。

あらゆる場面で活躍する〈コードレス型〉レーザ治療器。



ソフトレーザー JQ-W1PP

KB-836 2,875,000円

- 認証番号 22300BZX00158000
- 定格電源電圧及び周波数：AC100V 50/60Hz
 - 電源入力：40VA
 - 出力：60/100/140/180mW
 - 照射時間：10/20/30/40/50/60秒
 - クレードル寸法：幅190×奥行220×高さ80mm
 - クレードル質量：800g（電源コード除く）
 - プローブ寸法：幅60×奥行125×高さ40mm
 - プローブ質量：160g

- 診察室
- リハビリ室
- 病室・ベッドサイド
- 往診時
- …など、様々な施設の内外で



高いポータビリティで様々な治療シーンに対応。

高機能プローブ

- 安全に配慮した接触式照射スイッチ
- 簡単操作の緊急停止スイッチ
- 高パワー密度のピンポイントレーザ照射
- リチウムイオン電池の採用
- 一目で確認できる設定内容

高機能クレードル

- 大幅な省スペース化を実現
- 視認性に優れた表示設定部
- 照射パワーがチェックできる安心の機能
- 置くだけで充電スタート

受け継がれた伝統、深化したコンセプト。



キセノン治療器 AVE (オーヴ) O2

KB-835 3,280,000円

認証番号 219AIBZX00048000

- 寸法
- H 1230mm×W 606mm×D 500mm（本体・架台）
 - H 550mm×W 606mm×D 500mm（本体単体）
 - H 680mm×W 450mm×D 425mm（架台単体）
- 重量
- 50kg（本体29kg）（架台21kg）

進化した機能

無限大の組合せで刺激慣れも防止できる周波数設定
干涉低周波通電の設定が従来器の4種類から8種類に拡大しました。しかもすべてのチャンネルが1～999Hzまでの設定ができるので、その組合せは無限大です。



進化と伝統が融合する配置デザイン

発光系の調節機能と吸着通電系の調節機能を独立して配置。1台の機器に2ユニット搭載。左右のユニットの操作ボタンはキセノン治療器の伝統とするシンメトリデザインを踏襲しています。



キセノン光による発光間隔の調整幅を拡大

キセノン発光の発光サイクルを従来器の4段階から6段階に拡大しました。これにより疾患・症状に応じた微細な温度管理ができます。



干涉低周波出力調節ボリュームの操作性も向上

人間工学はもとより、操作者の視点から、ボリュームツマミの操作性を考慮し、様々な大きさの手にマッチするボリューム径、廻したときの抵抗感など使いやすさに配慮しました。



※本機器の法定耐用年数は6年間です。
※本機器は管理医療機器、特定保守管理医療機器として厚生労働大臣が指定しております。始業・終業点検並びに年1回の定期点検を実施してください。

身体の奥までマッサージ。REDSUN™

赤外線治療器

REDSUN DX

**調節機能付
デラックス**

コンパクトなボディの中にも30分タイマーと赤外線エネルギーを150～300Wまで調節できる調光コントロールが内蔵された、**ハイグレードタイプ**です。



コントロール部



REDSUN SD

**シンプル
スタンダード**

アームとランプハウスが自由自在に動き的確な照射角度が得られます。安定したボディにシンプルな機能の**スタンダードタイプ**です。



コントロール部



赤外線の温熱効果で血液循環や細胞組織活動を促進。レッドサンから照射される赤外線は人体に吸収されながら透過していきます。吸収された赤外線は熱になり生体内部を加温します。このため、血管が拡がり、血行が盛んになります。細胞、及び組織の生命活動が活発になりますので、新陳代謝による老廃物の分解が迅速に行われます。

赤外線治療器 REDSUN DX/SD

[REDSUN DX]

赤外線エネルギーの調節が可能

REDSUN DX は150～300Wの範囲で赤外線出力が調節できます。

症状などに応じて、適切な温度設定が可能です。

[REDSUN DX/SD 共通]

優れた操作性を実現

- 0～30分可変タイマーを搭載
- 照射方向を任意の角度に固定可能
- 移動性・安定性に優れた新設計ベース採用

レッドサン DX

KW-137 **155,000円**

[クラスⅡ/特管]

認証番号 21500BZZ00175000

電源: AC100V 50/60Hz

タイマー: 0～30分可変

電球: 300W/1灯

出力: 150～300W可変

重量: 約14kg

外形寸法: W430×H1,638×D720mm

ベース寸法: W430×D470mm

レッドサン SD

KW-138 **138,000円**

[クラスⅡ/特管]

認証番号 21500BZZ00176000

電源: AC100V 50/60Hz

タイマー: 0～30分可変

電球: 300W/1灯

出力: 300W一定

重量: 約14kg

外形寸法: W430×H1,638×D720mm

ベース寸法: W430×D470mm

赤外線治療器 REDSUN シリーズに、遠赤外線セラミックヒーター採用の REDSUN FI が加わりました。

遠赤外線治療器 REDSUN FI

小型・軽量の遠赤外線セラミックヒーターを新開発

中心波長は3.75μm～12μm。熱応答性に優れており、安定した遠赤外線を供給します。

安全性を重視

通電時、セラミックヒーターは高温になるため、様々な安全対策を施しています。

0～30分可変のデジタルタイマー

見やすいデジタルタイマーを装備。

患者さんに合わせた照射ができる他、過照射によるトラブルを未然に防げます。

自在に動くアーム

照射方向が任意の角度に固定できるので、適切な位置および角度から遠赤外線照射が行えます。

軽く押すだけで容易に移動可能

移動性・安定性に優れた新設計ベースを採用しており、移動も容易です。

レッドサン FI

KW-148 **228,000円**

[クラスⅡ/特管]

認証番号 222AHBZX00019000

電源: AC100V 50/60Hz

タイマー: 0～30分可変デジタル

セラミックヒーター: 350W/1灯

出力: 350W一定

重量: 約15kg

外形寸法: W530×H1,638×D790mm

ベース寸法: W530×D470mm



コントロール部

遠赤外線治療器



赤球 (300W)

KW-201

4,800円

AC100/110V・300W

E-26 (ネジ径26mm)

赤色発光のスタンダードタイプ。

赤外線灯 SR-300

KW-123A **125,000円**

タイマー付

KW-123B **129,000円**

[クラスⅡ/特管]

電源: AC100V 50/60Hz 300W

外形サイズ: 530×780×750～1530mm


重量: 12kg



レッドサン



特殊kjセラミック
チューブヒーター



スタンド式タイプ

照射部の角度、方向、
高さがフリーに可動し
移動が出来ます。



セラピア 3300【面状カーボンヒーター】

KW-135 340,000円

〔クラスⅡ/特管〕 認証番号 21400BZZ00346000

●電源：AC 100V 50/60Hz ●消費電力：通常加温時300W、急速加温時600W ●寸法（mm）：550W×1,550H×825D ●質量：25kg ●ヒーター寸法：150×300mm ●ヒーター形式：面状セラミック発熱体 ●中心波長：6～10μm（東京都立工芸技術センター試験済） ●治療時間：1～30分（1分単位） ●安全装置：急速加温時間制御装置、過熱防止装置（サーモスタット） ●電気的安全保護形式：クラスⅠ、B形

赤外線の中でも遠赤外線領域の波長は、温感が低く感じても皮膚表面でのエネルギー吸収が大きく、心地よい温かさが得られます。放射面積が広いほど、遠赤外線領域の放射効率は高くなるという特性を最大限に生かすために、「セラピア 3200」は大型のセラミック面状ヒーターを採用しています。また、ヒーター部にサーモスタットを内蔵し過熱に対して常にチェックをしているため、患者さんにも安心して治療を受けていただけます。急速加温機構の搭載により通常加温300Wの2倍、600Wで急速加温します。そのため治療開始を待つ煩わしさがありません。

赤外線照射装置 ホワイティ・ビーム・メタル

KW-110B 380,000円

〔クラスⅡ/特管〕

●電源入力：AC100V 50/60Hz ●消費電力：230W～600W（スライドボリューム可変式） ●照射寸法：580（W）×260（D）重量18kg ●ヒーター方式：特殊kjセラミックチューブヒーター ●治療時間タイマー：1分～60分（連続使用可能） ●予熱機能：有り（通常使用の1/3にボリューム調整） ●安全装置：100V8A安全即断ヒューズ



遠赤外線

遠赤外線治療器
サンビーマーSTタイプ

KW-130 450,000円

（スタンド・キャスター式）

〔クラスⅡ/特管〕 認証番号 21300BZZ00107000
照射部の角度、方向、高さを調整することができる。イス、ベッドで多様なポジションがとれる。
AC100V 50/60Hz 400W 18kg
照射部寸法 巾250×長さ340mm



遠赤外線

サンビーマーDSTタイプ

KW-131 550,000円

〔クラスⅡ/特管〕 認証番号 21300BZZ00233000
（DXスタンド型・テーブル・キャスター式）
照射部をテーブル下のジョイント金具で連結。
照射角度、横移動も自由。
ワンタッチレバーにより上下動も操作可。
30分タイマー
AC100V 50/60Hz 500W 23kg
照射部寸法 巾250×長さ600mm

粘着パッド・マジックバンド

KANA EMS PAD

カナ イーエムエス パッド

アクセルガード社製ジェルシートを使用

EMSパッドのリーディングカンパニーであるアクセルガード社製のジェルシートを使用。使用感における品質の安心感は抜群です。


導電カーボンフィルム仕様

高級EMSジェルパッド用導電カーボンフィルムの採用で、そのフレキシビリティと低電気抵抗性により、安定した使い心地を実現しました。

ピン先を扇状に広げて埋め込む独自設計

ジェルの通電性が格段によりくなり、パフォーマンスが向上しました。

電流分散により通電性をアップ!



KANA EMS PAD (丸)

KE-575A **1,800円**

直径7cm 1袋4枚入



KANA EMS PAD (角)

KE-575B **1,600円**


5cm×5cm 1袋4枚入



KANA EMS PAD 3.2丸

KE-575C **1,400円**

直径3.2cm 1袋4枚入



KANA EMS PAD 5×9

KE-575D **2,000円**

5cm×9cm 1袋4枚入

マジックベルトシリーズ

両端マジック付

織込タイプ

エラストパイル素材のため
耐久力が大幅アップ



マジックベルト イエロー

大 (幅4.5cm×長さ120cm) KA-604 **850円**

小 (幅4.5cm×長さ60cm) KA-603 **600円**

両端マジック付

織込タイプ

エラストパイル素材のため
耐久力が大幅アップ



マジックベルト 紺色

大 (幅4.5cm×長さ120cm) KA-606 **850円**

小 (幅4.5cm×長さ60cm) KA-605 **600円**

片側マジック付



マジックバンド ブルー

大 (4.5cm×120cm) KA-612 **970円**

小 (4.5cm×60cm) KA-611 **600円**

材質: 表面 ナイロン 裏面 ウレタン
裏面片側にマジック付き

片側マジック付

織込タイプ

エラストパイル素材のため
耐久力が大幅アップ



巾広マジックベルト 紺色

大 (幅9.5cm×長さ120cm) KA-609 **1,500円**

小 (幅9.5cm×長さ60cm) KA-608 **950円**

片側マジック付



巾広マジックバンド ブルー

大 (10cm×長さ120cm) KA-614 **1,650円**

小 (10cm×長さ60cm) KA-613 **1,200円**

材質: 表面 ナイロン
裏面 ウレタン
裏面片側にマジック付き

KANA EMS PAD・マジックベルト・マジックバンド

鍼電極低周波治療器・パルス

鍼電極低周波治療器

Lasper-A・MC

エース エムシー
ラスパーA・MC

鍼電極低周波治療器

+

マイクロカレント

マイクロカレントは実績のデュアルクロス通電方式

この1台で鍼治療は「新たな時代」を迎える



エース エムシー
ラスパーA・MC

KE-600 65,000円

〔クラスⅡ/特管〕認証番号 230ALBZX00034000

定格電源電圧：DC7.5V (1.5V単2形乾電池×5本)

寸法：高さ88mm×幅235mm×奥行き165mm

重量：615g±10% (乾電池除く)

適合規格：JIS T 0601-1 ; 2017

JIS T 0601-1-2: 2012

鍼電極低周波治療器の安全確保のための基準に関する勧告

本体及び付属品：本体…1台、単2形乾電池…5本、通電コード(灰、黄、緑、橙)…各1本、取扱説明書…1部、添付文書…1部、保証書…1枚、保証登録ハガキ…1枚

電極に使用する鍼

ラスパーA・MCの鍼電極は、以下のものを使用してください。

認証番号 220AGBZX00234000
・カナケンディスポ鍼・カナケンディスポ鍼【はり皿付】
・ディスポ中国鍼・ディスポ鍼光彩

認証番号 220AGBZX00166000
・カナケンディスポ鍼輝

※全て、太さ(0.20mm)3番針以上をご利用ください。

ラスパーウェーブ

MCウェーブ

最大出力電流	0.9±0.1mA _{rms} (500Ω負荷時)
最大出力電圧	6.5±1.0V _{p-p} (500Ω負荷時)
出力周波数	連続モード 最小0.1Hz 最大100Hz 間欠モード 最小3Hz 最大100Hz
治療タイマー	3&10Hzモード、3&15Hzモード、 3&30Hzモード、3&50Hzモード 5分、10分、15分、20分、25分、30分
出力波形	対称スパイク波
負側パルス幅	250μsec
出力チャンネル数	2チャンネル
最大出力電流	60±10μA _{rms} (500Ω負荷時)
最大出力電圧	90±15mV _{p-p} (500Ω負荷時)
出力周波数	最小0.27Hz 最大20Hz
治療タイマー	15分
出力波形	矩形波
パルス幅	最小25msec 最大1851msec

消耗品

通電コード4色組

KE-116D 6,000円

通電コード1本

KE-116E 1,600円



2つの波による鍼通電

第1の波 Lasper Wave (ラスパーウェーブ)

ラスパーウェーブとは、ソフトな当たりでしっかりした刺激を確実に伝える理想の波形です。

設定周波数

微妙な治療の周波数帯を完全カバーした24段階ロータリースイッチ(電子音表示)

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
周波数	0.1	0.3	0.5	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
No	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
周波数	2	2.5	3	5	7	10	15	20	30	50	75	100

※頻繁に使用する周波数を記憶しています。

※0.1Hzでピーク音ビブ(警告音)を設定しました。

パルス通電後、更にMC(微弱電流)を流すことによって、今までにない相乗効果が生れます。

第2の波 MC Wave (エムシーウェーブ)

MCとはマイクロカレント(微弱電流)の略です。弊社で発売しているパイオシリーズのノウハウが本器の一部に組み込まれています。実績のあるデュアル通電をぜひお試しください。


マイクロカレントセラピー：私たちは感じない程の微弱な電流により生かされています。人間が本来持っている自己回復機能を細胞レベルの弱い電流を流すことで細胞の活動に必要なエネルギーATP合成を促進します。最近では自律神経を整えることでも知られるようになりました。

MCウェーブを使う時は、デュアルクロス通電法をお勧めします。

デュアルクロス通電法


●…患部 ●…ツボ
/…電極(針) ×…通電経路

1. 患部を囲うように、まずは4本の電極(針)を刺します。
※指定針(太さ0.2mm以上)
2. 通電コードの先端のツボで電極をはさみます。その際、赤黒をクロスさせるようにセットします。
3. 別の患部を同時に治療する場合は、さらに電極を4本追加し、同じように通電コードをセットします。
4. 全ての出力ボリュームを0にして使用します。(自動制御)



ラスパーウェーブ

ソフトな当たりでしっかりした刺激を確実に伝える理想の波形



ラスパーウェーブの波形



パルス治療器

Lasper-A

ラスパーエース

ラスパーエース

KE-115 45,000円

〔クラスⅡ/特管〕認証番号 219ALBZX00005000

消耗品

通電コード4色組

KE-116D 6,000円

通電コード1本

KE-116E 1,600円



小型・軽量・高性能パルス治療器

ラスパーウェーブ

正(+)負(-)のバランスが非常に良く、各治療部位にソフトでしっかりした刺激を確実に伝えてくれます。

チャンネル間の干渉がない。

チャンネルごとに干渉すると波形が乱れ、安定した刺激を出すことができませんでしたが、本器は完全独立チャンネルにより、干渉することがありません。

治療時間を液晶で表示。

気になる残りの治療時間を液晶で表示しました。

電子音で操作を確認。

各スイッチの操作時、電源ON・OFF、タイマー設定音、周波数の発信音(調整可)、モード等切り替え時、タイマー終了時、及びエラー時に電子音でお知らせします。

携帯に便利な軽量設計。

本体重量570g(電池別)、と、携帯や移動に楽な軽量設計。

往診でも持ち運びが便利な軽量・コンパクト設計

治療状況に左右されない
安定した治療電流を供給
定電流出力方式

チャンネルごとに
異なる設定で治療ができる
2HC独立出力

出力微調整で
やさしい治療を実現
FINEモード

治療目的ごとに使い分けできる
4種類の出力モード

設定の手間を省けて効率的
プログラム保存機能



鍼電極低周波治療器 ピコリナ


KE-138 **60,000円**

【クラスⅡ/特管】認証番号 229AABZX00058000

【定格電源】①本体：DC3.7V（リチウムイオン充電電池）、DC5.9V（ACアダプタ）②ACアダプタ：AC100V 50/60Hz【定格消費電力】12VA【出力電流】最大1mA以下（実効値）【出力電圧】最大10V ±20%（ピーク値500Ω負荷）【出力周波数】最大100Hz【タイマー】30分±5%【電撃に対する保護の形式と程度】クラスⅡ及び内部電源機器、BF形【サイズ】（高さ）140×（幅）69.4×（厚み）21.8mm【重量】約160g（リチウムイオン充電電池含む）

【付属品】

鍼電極、ケーブル、ピコクリップ、
リチウムイオン充電電池、ACアダプタ、
ソフトケース
※鍼電極=10本/JSP3(0.20)×50mm



ディスボ電極 ビトロード電極 F-150S (150個入)

KE-379 **18,000円**

サイズ：18mm×36mm 150個入



オームパルサーLFP-2000e

KE-567 価格はお問い合わせください

【クラスⅡ/特管】認証番号 226AGBZX00098000


寸法：215mm(W)×138mm(D)×43mm(H)±10% AC駆動 最大電圧(90vp-p)
音量調節：3段階あり/終了音あり タイマー：1～30分(1分刻み) 重量(本体)：
500g 使用環境：温度 -10℃～28℃・湿度 90%以下(結露しないこと) 日本製

ディスボ電極

ビトロード電極 F-150S (30個入)

KE-379B **4,000円**

サイズ：18mm×36mm 30個入



オームパルサーLFP-4500

KE-454 **71,000円**

【クラスⅡ/特管】

出力数/6回路 電源/DC 9V(単Ⅱ電池6本)
25×17×10cm

低周波経皮電極3M導子 1シート(10ヶ入)×10

KE-453E **4,000円**

表面ゴム電極(10コ入)

KE-453D **1,200円**




オームパルサーLFP-4000A

KE-451 **37,000円**

【クラスⅡ/特管】

鍍いたみ、鍍こわりをなくす波形を採用。
高級機なみの性能をそなえています。

オームパルサー独自のゴム表面電極が手軽に使用出来ます。
19×15×10cm



オームパルサー用 ワニ口コード

(4色セット) KE-453A **3,200円**

(6色セット) KE-453B **4,800円**

(8色セット) KE-453C **6,400円**

電極表示：⊕ワニ口カバー黄 ⊖ワニ口カバー緑

Biomini II

— バイオミニ II —

体のIC回路を調整

バイオミニII・バイオカナックス



マイクロカレント
微弱電流

4つのモードから選ぶ
簡単操作!!

こり 痛み 美肌 (再生) 疲労 (リンパドレナージュ)



- 定格電圧: DC5V、単三形乾電池4本、専用ACアダプタ UCB312-0520 (入力 AC100V)
- 定格消費電力: 0.3W
- 寸法: (高さ) 37.1mm × (幅) 223.5mm × (奥行) 124.6mm
- 重量: 290g
- 最大出力電流: 2mAms (1000Ω 負荷時)
- 定格出力電圧: 12.6Vp-p (1000Ω 負荷時)
- 出力周波数: 0.27~333Hz
- パルス幅: 1ms~1850ms
- 出力波形: パルス波
- 出力チャンネル数: 2チャンネル
- 治療時間: 15、20、35分
- 使用環境条件: 温度 10~40℃、湿度 30~75%、気圧 700~1060hPa
- 安全装置: ゼロスタート方式、電源スイッチ、出力レベルDOWNスイッチ
- 適合規格: JIS T2003: 2011

バイオミニ II

KE-562 138,000円

(クラスII / 特管)
認証番号 226AFBZX00071000

付属品

	品名	商品コード	価格
①	粘着導子 TRS-7000	KE-549E	1,800円
②	オクトバスコード	KE-509K	12,000円
③	ワニ口アダプター (4個1組)	KE-563A	2,400円
④	専用ハードケース	KE-563C	4,000円

別売品

	品名	商品コード	価格
⑤	エーカークリップ	KE-509N	18,000円
⑥	専用ACアダプター	KE-563B	2,500円

『専用ハードケース』付き



細胞に働きかける

Bio Kanax

バイオカナックス

マイクロカレント
微弱電流

バイオカナックスは、人間が本来持っている自己回復能力を助けることで、静止細胞を活性化し、筋肉を調整、回復、改善させます。

- 独自の4極干渉通電方式
- 痛みを、筋肉系・神経系に分けて治療します。
- 部位を選べば、プログラム治療ができます。
- ワンタッチ選択方式採用により、治療モードは簡単に選べます。
- ディスプレーで、治療状況を把握することができます。



バイオカナックス

KE-525 850,000円

(クラスII / 特管) 認証番号 21200BZZ00333000

定格電圧: DC9V 単一型電池 (1.5V) × 6
消費電流: 40mA、出力電流: 28μA~500μA
出力電圧: 14mV (500Ω 負荷) MAX=35V
出力周波数: 0.1Hz~500Hz、出力系統: 2チャンネル
外形寸法: H132×W320×D250mm、本体重量: 2.3kg

■ 標準セット

■ 別売品



プローブ
KE-509A

29,700円

治療部位が比較的狭い場合に使用します。金属の球状になっている4つの先端を皮膚に密着させることにより、干渉治療が行えます。

KANA
EMS
PAD (角)
KE-575B

1,600円

5cm × 5cm
1袋4枚入



プロゼリー
ハード (300g)
KB-356A

1,200円

ハードタイプのゲルでプローブの動きをスムーズにし、効果的な通電を可能にします。水溶性タイプですので、ティッシュペーパー・タオル等で拭取れます。



オクトバス
コード
KE-509K

12,000円

十分に治療時間をかける場合に使用いたします。基本的な通電方法は、プローブまたは、このオクトバスコードを使用しています。



エーカークリップ
シリコンゴム付
KE-509N

18,000円



ワニ口
コード4本
(1:2)
KE-509H

8,500円



バイオ分極
アダプター
KE-525B

2,000円



バイパス
コード
KE-525C

1,200円



KANA
EMS
PAD 5×9
KE-575D

2,000円

5cm × 9cm
1袋4枚入

進化した「新世代ソーマダイナ」



二肢バンド
ソーマダイナの全身通電法は、二肢バンドによる両手（内関・外関）への通電方法です。全身の生体エネルギー（経絡）の流れを整え、脳の深い部分にある「生命中枢」への働きかけを効率よく行います。又、それにより、従来の電気鍼治療のように、鍼に直接通電コードを接続しない通電方法も可能になります。



ハンドブローブ クアトロ-X
人体で生成されるエネルギーは電気と温度です。ハンドブローブは人体が抵抗なく受け入れられる適度な温度で緊張を和らげ微弱電流による位相変調通電により細胞と神経の活動を調整・活性化させることで更なる効果の期待が高まります。

手元でシステムがコントロール可能

クアトロ-X

- 単独での保温（ヒーター）機能完備。手元のスイッチでコントロールやON/OFFができます。
- システムのコントロールや本体のプログラムのON/OFFができます。

その他の通電方法



粘着電極
電極装着の手間がかりません。



シリコンパッド
ジェルライトを塗布して使用します。



ポイントプローブ
筋肉の硬結部をほぐすように治療することができます。



シリコンシート
大きさや形状を好きなようにカットして使用できます。

クロススティム LX-1

KE-518

3,000,000円

【クラスⅡ/特管】

認証番号 229AGBZX00007000

- ・急性から慢性まであらゆる痛みと不定愁訴に対応します。
- ・脳内の活性化を促しながら、全身のバランス及び患部を調整します。
- ・脳内のシナプス伝達を正常化します。

チャンネル数	1
プログラム数	36
電源	機器全体：AC100V 0.72A 50/60Hz 【アダプタ：MPU64-105-M610】 定格入力 AC100-240V 1.62-0.72A 47-63Hz 出力 DC12V 5.25A max 【機器本体】 定格入力 DC12V --- 2.6A 1.9A (rms) / 1.1A (rms)
寸法 (本体)	300W×120H×300D mm
重量 (本体)	1.8kg
出力電流 (ピーク値)	7.5mA MAX (2400Ω 負荷時)
出力電圧 (ピーク値)	±18V (2400Ω 負荷時)
パルス幅	950μm~350ms (プログラムにより変動)
パルス繰り返し周波数	0.25~100Hz (プログラムにより変動)
安全装置	ゼロスタート方式 二重絶縁・強化絶縁による外來ノイズ対策 過電流保護用抵抗器 過電流時電圧低下検出機能 過渡動作時自動初期化機能
電氣的安全保護形式	クラスⅠ機器、BF形装着部

すべてのアスリートのための、携帯するコンディショニングケア。マイクロカレント

使用場所を選ばない、超軽量・コンパクト設計

本体重量わずか50g (充電電池含む)、サイズも極小。ITOの技術が、今までになかった超軽量・コンパクトな低周波治療器を実現しました。ロッカールームや自宅はもちろん、グラウンドや移動中など、好きな時に気軽に使えます。

筋肉リフレッシュに最適な、MCRを搭載。

MCRとは、Microcurrent (マイクロカレント=微弱電流)のこと。もともと人体に存在する電流に似たマイクロ電流を体内に流すことで、筋肉に刺激を与え傷ついた細胞の修復を促進します。ほとんど刺激を感じない極めて弱い電流なので神経や筋を興奮させないため、運動後の筋肉痛の軽減に有効です。

12時間の連続使用が可能。

リチウムイオンバッテリーにより、最大12時間の連続使用が可能。この小ささで、スタミナも一流です。

選ぶだけですぐに使える、3つの治療モード。

操作方はとてもシンプル。「LEVEL」と「MODE」を選ぶだけで、治療がスタートします。

- COMB〈鎮痛+治癒〉ALLタイムケア
- PAIN〈鎮痛〉ONタイムケア
- CARE〈治癒〉OFFタイムケア



AT mini

▲リッチブラック

KE-545

29,800円

【クラスⅡ/特管】

認証番号 220AABZX00344000



シャイニーオレンジ



エレガントピンク



スタイリッシュブルー

2チャンネル同時出力でアスリートをさらに強力サポート。

2チャンネル出力になったことで治療の効率が上がり、損傷した筋肉に効果的に働きかけます。常に極限で戦うアスリートのコンディショニングをさらに強力サポートします。



ブライトゴールド

サンライズオレンジ

クラッシュパープル

クールブラック

AT ミニⅡ

KE-581

39,800円

【クラスⅡ/特管】

認証番号 224AABZX00052000

出力周波数	0.2Hz、200Hz、400Hz (duty50%)
タイマー	最大12時間 (プログラムごとに固定)
電撃に対する保護の形式と程度	内部電源機器、BF形
サイズ	(W)45×(D)17×(H)70 (mm)
重量	約60g (充電電池含む)

超音波機器用ゼリー

- 垂れにくい
- 乾きにくい
- 塗り広げやすい
- 柔らかい

詰替えラクラク!
2kg入パウチ



ネオプロゼリー-T

KB-415

4,800円

容量：2kg

地球にやさしいエコバッグ採用

日本製

皮膚アレルギーテスト済み
※すべての人にアレルギーが起きないというわけではございません。

ワンタッチで使い易いボトル

超音波用ゼリー 選べる3タイプ



ノーマル

密着

高粘度

柔らかい 硬い

柔らかい 硬い

柔らかい 硬い

プロゼリー-300g

ノーマルタイプ

KB-357A

1,200円

密着タイプ

KB-356A

1,200円

高粘度タイプ

KB-362A

1,200円

電抵抗を軽減させるためのたれないハードタイプゼリー

備えて安心使用サイズ



詰替用ボトル

廃棄しやすい柔らか容器使用

プロゼリー-5kg

ノーマルタイプ

KB-357B

12,000円

密着タイプ

KB-356B

12,000円

高粘度タイプ

KB-362B

12,000円

詰替用ボトルと詰替用ノズルが付いています。

痛


みの治療に新しい提案

即効深部刺激、サーノスだけのPDMウェーブ搭載



表層部位から深層部位まで刺激をコントロール。
新開発の「PDM波形」を搭載。

PDM 波形はあたりが柔らかく、多くの電気を流せます。




- 心地よく躍動する1.37~1.74kHz
- 筋収縮に優れた2.7kHz

体を通してサインカーブに変化


人体を通して、正弦波に似た信号となり、その中でも小刻みな高周波のインパルスにより、よりソフトに、より高周波成分を有効に与えることができます。

ソフトな刺激感で体にチャージ


体の中の等価静電容量に対する充電電流が小刻みに供給され、充電量も緩やかに上昇し、体感的によりソフトな刺激感を得ることができます。



1.5キロ…
約1.37kHz~1.74kHz(可変)



低周波の正弦波に近似した信号
1.5キロ…約1.37kHz~1.74kHz
(可変)
2.7キロ…2.7kHz



高周波のオンパルス
一番密になっている部分で
125kHz(12.5万Hz)

ショット機能

ショットはLOW・MIDDLE・HIGHの3種類、さらにレベルダイヤルで0~100の調整可。

極性切換機能

極性切換ボタンで極性の切換ができます。低周波の極性による通電は(+とーの比は1:2)です。

大容量の出力・多チャンネル仕様

余裕の70mAを出力(500Ω負荷時)。コンパクトボディに6チャンネルを装備しました。

シンクロ機能(SYN)

常時は二人用(左1~3チャンネル+右4~6チャンネル)となっていますが、一人用として6チャンネルを使って治療する場合、シンクロボタンONでタイマーが同期して、6チャンネルが一人用として使えます。



※テクノゲル電極はオプションです。 ※テクノゲル電極はオプションです。

低周波治療器

SARNOS(サーノス)

KE-548 850,000円

(クラスⅡ/特管) 認証番号 222ALBZX00038000

- 定格電圧: AC100V
- 電源周波数: 50/60Hz
- 電源入力: 100VA
- 最大出力電圧: 130Vpp±20%(500Ω負荷時)
- 最大出力電流: 70±10mA Arms(500Ω負荷時)
- 出力周波数: 1.36kHz±10%~1.74kHz±10% 2.7kHz±10%
- 出力波形: A、B
- 出力チャンネル数: 6
- 安全装置: ゼロスタート方式・ストップスイッチ・電源ヒューズ5A
- 本体の寸法: 幅330mm×奥行351mm×高さ226mm
- 本体の重量: 約5.2kg
- 保護の形式: クラスⅠ機器
- 保護の程度: BF形装着部



- 【付属品】
- 電源コード……………1本
 - アースコード……………1本
 - 2P-3P交換プラグ……………1個
 - 導子コード……………黄緑線各2本
 - 丸型湿性平導子……………黄6個・青6個
 - マジックバンド……………長3本・短3本
 - 添付文書……………1部
 - 取扱説明書……………1部

オプション(別売品)

品名	商品コード	価格
Vスティック	KE-549K	12,000円
テクノゲル電極(中)4枚セット	KE-525K	1,800円
テクノゲル電極(大)4枚セット	KE-525J	2,200円
グローブ型導子M 絶縁手袋1組付	KE-549B	6,800円
グローブ型導子L 絶縁手袋1組付	KE-549C	6,800円
グローブ用導子コード GL5	KE-549D	3,000円
プロゼリー(ノーマル)300g	KB-357A	1,200円
サーノス導子ホルダー	KE-548K	7,000円



サーノス導子ホルダー(別売品)

丸い導子をスッキリと収納

デモンストレーション実施中です。
お気軽にお問い合わせください。



コストパフォーマンスに優れたオールインワンモデル

テクトロンの最新シリーズ。テクトロン独自のランダムアクセス波に加え、ネオV3(ブイキューブ)波を搭載し、新たな治療への幅を広げます。

充実した吸引機能

3つのポンプを搭載することによって、2チャンネル毎の吸引圧を設定することができます。また、出力終了時に吸引を自動停止させるか継続させるかを選択することができます。

センタースイッチ

ジョグダイヤルをくると回してぽんと押すことにより、各種設定が行えます。また、通電中に治療時間の増減、波形の変更が可能です。治療スタイルに合わせた機能性が向上しました。

シンクロ機能

簡単な操作で治療時間や波形などの設定を他のチャンネルと同様にすることができます。複数のチャンネルを同じ状態にする場合に便利です。

ネオテクトロン ONE-P6

KE-582 **4,000,000円**

(クラスⅡ/特管) 認証番号 226ALBZX00014000
非医療機器

自然音・音声ガイダンス


治療音に自然の音を搭載しました。チャンネル毎の治療終了音をリズムや音声(「チャンネルが終了しました」など)によってお知らせします。

◇本体仕様

電撃に対する保護の形式	クラスⅠ機器
電撃に対する保護の程度	BF形装着部
定格電圧及び周波数	AC100V 50/60Hz
電源入力	170VA
安全装置	ゼロスタート方式 STOPボタン 電源ヒューズ5A 出力ヒューズ100mA
寸法	550W×575D×1245H(mm)
重量	48kg

◇低周波出力部仕様

最大出力電圧	380Vp-p(500Ω負荷時)
最大出力電流	70mA Arms(500Ω負荷時)
最大吸引圧	-25kPa
出力周波数	1.1kHz~1.6kHz
出力波形	A、B、C、D、E、F
治療タイマー	1~99分及び連続
出力チャンネル数	6



8チャンネル16パッドのエムキューブ波で、深からボディメイキング

セラピムボディE8は、エムキューブ波によるEMS美容機です。通常の運動では鍛え、引き締める事が難しいインナーマッスル(深層筋肉)のトリートメントで、美しいフォルムを内面から導きだします。

3種の基本モード

Aモード…脂肪の厚い方や運動不足で、筋肉が薄い方におすすめのモード
Bモード…脂肪の薄い方や筋肉の広い部分におすすめのモード
Cモード…「1/fのゆらぎ」川といわれる自然界のリズムで、ドレナージュやリラクゼーションにおすすめのモード

セラピムボディ E8

KE-583 **2,500,000円**

非医療機器

2名同時に4部位の施術

各チャンネルの出力は独立で調節できるので、1台で複数のお客様に施術ができ、効率の良いサロン運営ができます。

M³wave 高域変調 多重複合波

皮膚に優しく身体が受け入れやすい高周波の電流を変化させながら身体の深部へ送り込み、体内で、多種多様な低周波を作り出す電気の波の事です。

電源入力	100W以下
定格電圧及び周波数	AC100V 50/60Hz
出力波形	エムキューブ波
出力周波数	1~12.5kHz
最大出力電流	60±20mA Arms以下(500Ω負荷時)
タイマー	連続、10分、20分、30分、40分
出力チャンネル数	8
安全装置	ゼロスタート方式ストップスイッチ 電源ヒューズ125V 2A B種
寸法	約450W×約350D×約960H(mm)
重量	約17kg



1台3役 いままでの高周波とは実力が違う

RAFOS Premiumは従来の高周波温熱機器から1歩抜き出たハイパー高周波です。パワーもさることながら、これ1台で「燃焼」「分解」「運搬」を可能としました。圧倒的な施術効果は勿論、施術時間の大幅な短縮、体感温度の充実、だれでも簡単に使える機能と操作性で大変収益性の高い機器と言えます。又フェイス、ボディ、ヘッド、他機種とのシナジー、体質改善と大活躍な1台と言えるでしょう。

RAFOS Premium の特徴

- 高速熱到達** 立ち上がり10秒の高速スタート
- 温度調整** 0~99%まで1%ずつのパワー調整機能
- ノンスパーク** ゼロスタートと電流防止システムによる安全性
- 温度感知** 赤外線センサーによる自動温度設定システム
- プログラム** 6つのモードで温熱から弱温熱までのプログラム
- 静音設計** 優れた熱制御と静音性を考慮した設計

ボディコントゥアリング 3倍のスピード効率

フェイシャルコントゥアリング モデルが実証

体質改善 リピート率No1

ネックアップコンディショニング これからのマーケット

高周波温熱機器(ラジオ波)

RAFOS(ラフォス) Premium

KE-584 **1,860,000円**

非医療機器

周波数(CET)	0.3&0.5MHz
周波数(RET)	0.5MHz
タイマー	1~60分
消費電力	150VA
寸法(mm)	470(幅)×348(長)×168(高)
重量	8kg
電源	AC110V 60Hz
電気衝撃に対する保護形式	Class Ⅰ BF

リピート率
92%



特許取得の「ダブルインパクト波形」搭載 進化した複合高周波EMSマシン

■イメージ図

皮膚抵抗が強く奥に届かないビリビリした痛みを伴う

アウターもインナーも同時に鍛えます



インナーマッスルとアウターマッスルの両方の効率良く鍛える

奥に届くが強く筋肉を動かす力がない

インナートレーニング

シェイプアップ

筋力トレーニング

リラクゼーション

fモード

複合高周波 EMS

エクスケアプロⅢ

KE-585 **1,600,000円** 非医療機器

電源電圧	ACアダプタDC12V
消費電力	最大24W
出力周波数	1Hz~50万Hz(矩形波)
出力電流	100mA以下(500Ω負荷時)
出力	3チャンネル
設定モード数	8
タイマー時間	1~40分
本体寸法	高さ90mm×幅422mm×奥行302mm
専用スタンド設置時	高さ993mm×幅432mm×奥行370mm
本体重量	3.9kg(ACアダプタ等付属品は除く)
ACアダプタ仕様	入力定格AC90V~246V 50/60Hz
出力定格	+12V DC5.0A



20分間横になるだけでインナーマッスルを強化 深部の筋肉から表面の筋肉まで同時に鍛える!



複合高周波電流マシン バーンコア

KE-586 **798,000円**

非医療機器

自分で鍛えることが難しいインナーマッスルを鍛えられます。シェイプアップも結果が早く、「脂肪燃焼⇒サイズダウン⇒基礎代謝の向上」という流れで、短期間で無理なく理想的なボディメイクが行えます

定格電圧及び周波数	AC100V 50/60Hz
電源入力	30VA
出力周波数	max125KHz ランダム高周波
出力波形	パルス波(短形波)
タイマー時間	5、10、15、20、30分
安全装置	過電流保護
使用環境温度	10~40℃
使用環境湿度	30~75%RH
寸法	高さ約75×幅約290×奥行約160(mm)
重量	約700g




バイオトレーナー I型

KE-587 **980,000円**

非医療機器

- 定格電圧: ACアダプター/入力: AC100V(50/60Hz)
- 消費電力: I型/30VA、II型/32VA、III型/40VA
- 外形寸法: I型/430mm(W)×250mm(D)×245mm(H)
II型/430mm(W)×250mm(D)×245mm(H)
III型/430mm(W)×250mm(D)×284mm(H)




バイオトレーナー II型

KE-588 **1,350,000円**

非医療機器

- 本体重量: I型/約4.5kg、II型/約5.0kg、III型/約7.5kg
- 基本周波数: 500Hz、250Hz、125Hz、62Hz、31Hzの5段階(A,B,C,D,E)
- 搬送周波数: 80kHz 200μs、60kHz 300μs、40kHz 400μsの3段階(MODE1,2,3)
※搬送周波数の採用はMF(有極性矩形波群波形式のみ)
- チャンネル数: 4チャンネル、タイマ2切替、干渉(IFC)設定時は2チャンネル



バイオトレーナー III型

KE-589 **1,850,000円**

非医療機器

筋肉、神経、関節のケアと
筋膜リリースに対応。

HVモード II型 III型

プローブのショットスイッチで、局所に集中の高電圧刺激

PMモード II型 III型

位相交替波の二相性矩形波交流で、約2倍の電気エネルギーを供給

MFモード I型 II型 III型

皮膚インピーダンス(皮膚抵抗)の影響が少ない、中周波刺激を実現



フィジオ アクティブHV

KE-569 **498,000円** セット価格

本体+標準付属品セット
認証番号 227ALBZX00014000

モバイル式・2CH独立・Hi-Voltage Hi-Voltage

鎮痛

瞬間的に高電圧の電流を流すことで、皮膚抵抗を最小限に抑え、刺激感の少ない深部到達を可能にしたHi-Voltage電気刺激療法を、コンパクトでハイパワー(peak 300V)に実現。疼痛の軽減や治癒促進に使用できます。

電源	本体: AC100 ACアダプター: AC100-240V
出力周波数	1-200Hz
最大出力電圧	300V p-p (500Ω 負荷時)
寸法	W80×H150×D33(mm)
重量	310g ※バッテリー含む

+Hi-Voltage EMS

筋萎縮改善 筋力トレーニング

Hi-Voltage波形によるEMSモード(ON/OFF・ランパップ・ランパダウン)を搭載。リハビリでの筋萎縮改善や、筋力トレーニングに使用できます。

- プリセット2プログラム+フリー3プログラム
- 患部を的確に捉えるシューティング導子
- リハビリ現場で必要な一時停止機能
- 4時間駆動バッテリーを搭載
- 2CH独立仕様により幅広いシーンに対応



3.5インチのタッチパネル式カラーディスプレイを採用。シンプルな画面構成と操作性で現場に必要な治療プログラムを素早く引き出します。



トレーニング EMS

リラクセス TNS

ケア MCR

ビューティー EMS/TNS/MCR

電子運動器・美容器 ツインビート R

KE-590 **198,000円**

非医療機器



この一台でトレーニングからフェイシャルケアまで コンパクトボディでありながらプロ仕様の高度な機能を搭載

- 4つのコースから各部位のモードを選んで出力を上げるだけ
- LCDカラータッチパネル搭載で触れるだけの簡単操作を実現
- 専用クレードル(置き台)を使用することで据え置きでの使用が可能
- ポータブル仕様だから外出や仕事・家事をしながらの使用が可能

定格入力電源	DC12V(付属の充電ACアダプター<入力AC100V>) DC7.4V(リチウムイオン充電電池)
定格消費電力	約15W(最大出力時)
搬送周波数	5000Hz(max)
出力レベル	1~90レベル ※ケアコースは0~500(μA)、 また、ビューティーコースは0~50(レベル/μA)
タイマー	トレーニングコース: 15/30分 リラクセスコース: 15/30分 ケアコース: 12時間(固定) ビューティーコース: 10分(固定)
本体サイズ	(H)174×(W)85×(D)32(mm)
本体重量	約310g(リチウムイオン充電電池含む)





より効率的な
治療が可能となった
CAモード

より薄く
軽くなった
**フラット
カップ
(PAT.P)**

よりからみにくい
**スクエア
コード
(PAT.P)**

より置きやすく
整理しやすい
**ウェイト
トレイ
ユニット**

CAモードに新しく採用したマルチインパクトウェーブが
新たな疼痛緩和治療の可能性を広げました。

治療
モードの
新機能

- 深い揉みを体感できる極低周波 0.1pps~0.9pps (CAモード時)
- 2極治療でもダイナミックな刺激を体感できるマルチインパクトウェーブ (CAモード時)
- より柔らかな刺激を実現するための搬送周波数 20,000Hz (CAモード時)
- 変化の大きい刺激感を与えるためのボンピング出力変更機能 (PAT.P)

低周波治療器・干渉電流型低周波治療器
組合せ理学療法機器
セダンテ ネオ

KE-566 **3,000,000円**

(クラスⅡ/特管) 認証番号 226AIBZX00048000

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	380VA
寸法	538 (W) × 1295 (H) × 510 (D) mm
質量	56 kg
出力電圧	100Vp-p (500Ω 負荷、搬送周波数 5,000Hz 時)
出力電流	70mA rms 以下
出力波形	正弦波 ※CA時一時的に三角波、正弦波調波
搬送周波数	2000~5000Hz (500Hz ステップ) 10000Hz ※CA時 2000~20000Hz
干渉設定	IFC、IFCW、NMES
治療周波数	0.1~200pps

低周波・干渉波 組合せ治療器
SEDANTE neo


ベクトル時間	1~9秒 (1秒ステップ)
変調度	OFF、50%、100%、バースト
インターバル時間	通電: 0~99秒 休止: 0~99秒 (1秒ステップ)
モード設定	CA、CM、ユーザー (CA、CI、NM、PI、P2、P3)
周波数帯設定	低周波、中周波、高周波
吸引設定	連続、1、2、3
吸引圧調整	OFF、-5~-30kPa
SHS温度調整	OFF、1~5、予熱
治療時間	1~99分 (1分ステップ)、連続 ※初期設定 1~30分
モニター	電流レベルメーター (70mA rms)
出力数	4極出力 3CH×2 or 6極出力 2CH×2
その他	ウイングトレイユニット、オート吸引 過電流停止、アンバランス停止、導子外れ停止、オートゼロスタート、オートロック、キーロック、SHS導子温度センサ制御
安全装置	

完全独立6チャンネルにより治療効率がアップ

- 6つの波形生成回路でさまざまな部位、症状に最適な治療を提供
- 独立した6台の低騒音ポンプで安定した吸引を持続
- 低い吸引圧でも脱落しにくく、衣服内にも装着しやすい軽量・薄型導子

- 一人ひとりに最適のモードで治療できる完全独立6チャンネル
- 新設計のスリムフィット導子 (PAT.P)
- 症状に応じて選べる新治療モード
- 6チャンネルを効率的に稼働させるスタンドリモコン (オプション) (PAT.P)

治療例



チャンネルごとに治療モードの設定が可能
6つのチャンネルそれぞれに独立した波形生成回路を搭載しました。患者様の部位や症状に応じてチャンネルごとに治療モードを設定できるため、最大6人の患者様を開時に治療することができます。

独立したポンプで全チャンネルを安定吸引
チャンネルごとに独立した6台の新型低騒音ポンプを装備、常に安定した適正吸引圧を保持します。また、患者様それぞれの状態に応じて吸引圧を設定することが可能です。

スーパーカイン SK-10WDX

KE-551 **3,000,000円**

(クラスⅡ/特管) 認証番号 222AGBZX00095000
スタンドリモコン+導子コード8m 3.4ch 側付き

[SK10WDXL]

KE-552 **3,300,000円**

スタンドリモコン+導子コード8m 5.6ch 側付き

[SK10WDXR]

KE-553 **3,300,000円**

スタンドリモコン2台+導子コード8m 3.4, 5.6ch 付き

[SK10WDXD]

KE-554 **3,550,000円**

電源	AC100V 50/60Hz
電源入力	750VA (※1)
出力電圧	75±10Vrms (※2)
出力電流	75mA rms 以下 (500Ω 負荷) (※2)
搬送周波数	2000~10000Hz 確度: 設定値の±5%
搬送波形	正弦波
治療周波数	0.1~199Hz 確度: ±(10%+1Hz) 以内
治療波形	正弦波 (干渉波形)
治療時間	1~99分 (1分ステップ) 精度: 設定値の±5%
最大吸引圧	20±10kPa
外形寸法	幅560×奥行440×高さ1,240 (mm)
質量	75 kg

(※1) スタンドリモコン2台接続時

(※2) rms とは root mean square : 実効値の略です。

コンパクトなボディに求められる機能を凝縮。
こだわりの3つのモードによりシンプルな操作性を実現。



リズム

患部をリズムカルに叩いてもらっているような感触で、心地よくリラックスできます。



ワイド

もみほぐすような感触の治療感が治療範囲全体にいきわたります。



ムーブ

移動感のある刺激で、患部をやさしく治療します。

MIX

3つの治療モードが自動で切り替わりながら出力されます。

4

Channels

多重干渉機能をコンパクトなボディに搭載した、4チャンネルタイプ。

「こちよさ」を究めた
多重干渉による刺激感。

干渉電流型低周波治療器
オージオトロン EF-260

KE-570 **2,430,000円**

(クラスⅡ/特管) 認証番号 220AGBZX00289000

- 外形寸法: 約440 (W) × 450 (D) × 1250 (H) mm
- 質量: 約34 kg
- 電源: AC100V 50/60Hz
- 電源入力: 320VA
- チャンネル数: 4ch
- 最大出力電圧: 75Vrms (10kΩ 負荷時)
- 最大出力電流: 50mA rms (500Ω 負荷時)
- 出力波形: 正弦波
- 治療周波数: 0~360Hz
- 基本周波数: 2140~2500Hz、4640~5000Hz
- 安全機能: 過電流保護回路、出力零位置開始保護

6種類の多彩な電気刺激モードを搭載。症状に合わせた最適な治療が行えます。



低周波治療器・干渉電流型低周波治療器
組合せ理学療法機器

イトー ES-5000 + 吸引装置

KE-580 **2,980,000円** (セット価格)
本体価格 2,480,000円 / セット価格 (本体+吸引装置) 2,980,000円
(クラスⅡ / 特管) 認証番号 229AABZX00026000

- 3次元の立体的な電気刺激で、生体深部への治療が可能
- ◇ 立体動態波モード [3D 干渉電流刺激療法]
- ◇ 3D EMSモード [3D 神経筋電気刺激療法]
- ◇ 3D MENSモード [3D マイクロカレント療法]

- さらに効果を追求した波形と充実した機能を搭載
- ◇ Hi-Voltage モード [高電圧電気刺激療法]
- ◇ EMSモード [神経筋電気刺激療法]
- ◇ MCR モード [マイクロカレント療法]

- 目的や部位に合わせて適切な治療が可能
- ◇ 3Dプローブ ◇ ハンディプローブ ◇ 6極吸引導子

- 3Dと2Dの治療モードを同時に使用可能
- 患者様の症状に合わせた細かなフェーズ設定
- 吸引装置との組み合わせで、幅広い治療が可能
- 超音波治療器とのコンビネーション治療が可能
- 操作しやすい大型カラー液晶+タッチパネル

◇ 本体

定格電源	AC100V (50/60Hz)	出力周波数	最大10kHz
定格消費電力	140VA	タイマー	最大60分 (MCR、3D MENSモードは600分) 機器最大660分
出力電流	最大70mA (実効値)	電撃に対する保護の形式と程度	クラスⅠ、BF形
出力電圧	最大250V (ピーク値、500Ω負荷時)	サイズ	(W) 343×(D) 276×(H) 139 (mm)
		重量	約3.8kg

◇ 吸引装置

定格電源	AC100V (50/60Hz)
定格消費電力	100VA
サイズ	(W) 345×(D) 315×(H) 115 (mm)
重量	約8.5kg

EMS・MCRを搭載した小型干渉波治療器



低周波治療器・干渉電流型低周波治療器
組合せ理学療法機器

小型干渉波治療器 ES-400

+ **4CH用吸引装置 SU-4000**

KE-572 **1,240,000円** (セット価格)
本体価格 640,000円 / セット価格 (本体+吸引装置) 1,240,000円
(クラスⅡ / 特管) 認証番号 227AABZX00116000

◀ 吸引装置

消音タイプの4CH対応吸引装置で
さらに快適な治療が可能

4種類の出力モードを搭載

- IF4 [4極干渉電流刺激療法]
- IF2 [2極干渉電流刺激療法]
- EMS [神経筋電気刺激療法]
- MCR [マイクロカレント療法]

■ 4CH独立操作

4CHをそれぞれ独立して使用することができ、各CHで異なるモードの出力が可能です。複数人の患者を同時に、それぞれの症状に合わせた治療が行えます。

■ シーケンシャルプログラム

科学的根拠に基づく治療プログラムが各10種類プリセットされた、2つのシーケンシャルプログラムを搭載。設定の手間なく一人ひとりの症状に合わせた、きめ細かな治療が行えます。

■ カラー液晶+大型タッチパネル

カラー液晶+大型タッチパネルを採用し、視認性と操作性を高めました。モードやプログラムの選択から細かな設定まで、タッチするだけで簡単、快適、スムーズに行えます。

高精度のBNR・ERAを実現した超音波治療器と、
電気刺激モードを搭載した低周波治療器を一台に。



大型タッチパネルで 簡単操作

- ミクロマッサー作用と立体加温の効果
- 高精度のBNRとERAを実現
- ニーズの高いHi-Voltageモード、MCRモード搭載
- シーケンシャルプログラムで連続治療が可能

低周波治療器・超音波治療器組合せ理学療法機器 コンビネーション刺激装置 EU-910

KE-573 **1,480,000円**

(クラスⅡ / 特管) 認証番号 226AABZX00156000

高精度のBNR (ビーム不均等率) とERA (有効放射面積) を実現した超音波治療器と、ニーズの高い2つの電気刺激モードを搭載した低周波治療器を一台にした組合せ理学療法機器です。症状に合わせ、超音波と電気刺激をお選び頂けることはもちろん、超音波と電気刺激を組み合わせた同時治療も可能。疾患部に対し2つの刺激が働きかけることで、治療の幅が広がり、効率も高めます。

◇ 本体

定格電源	AC100 - 240V (50/60Hz)
定格消費電力	120VA
電撃に対する保護の形式と程度	クラスⅠ - BF形
サイズ	(W) 290×(D) 233×(H) 96mm
重量	約3kg
＜低周波＞	
出力電流	最大47mA (実効値)
出力電圧	最大250V (ピーク値、500Ω負荷時)
出力周波数	最大400Hz
タイマー	60分 (MCRモードは600分)
＜超音波＞	
制限値及び制度	3.0W/cm ² ± 20%
超音波 最大有効強度	2.0W/cm ² (連続)
瞬時最大強度	3.0W/cm ² (パルス)
音響作用周波数	1.0MHz/3.0MHz
パルス周波数	100Hz



低周波治療器・干渉電流型低周波治療器・
超音波治療器組合せ理学療法機器
イトー ESTIMUS (エスティマス)
+
4CH用吸引装置 (NS)
KE-591 3,580,000円 [セット価格]
本体価格 2,980,000円 / セット価格 (本体+吸引装置) 3,580,000円
[クラスⅡ / 特管] 認証番号 228AABZX00075000

◇本体

定格電源	AC100-240V (50/60Hz)	サイズ (W) 350×(D) 270×(H) 145 (mm)
定格消費電力	190VA	重量 約4.0kg
電撃に対する保護の形式と程度	クラスⅠ、BF形	
＜電気刺激＞		
出力電流	最大600mA (ピーク値、500Ω 負荷時) 最大70mA Arms (500Ω 負荷時)	
出力電圧	最大300V (ピーク値、500Ω 負荷時)	
出力周波数	最大10kHz	
タイマー	最大60分	
＜超音波＞		
超・制限値及び精度	3.0W/cm ² ±20%	
最大有効強度	2.0W/cm ² (連続)	
瞬時最大強度	3.0W/cm ² (パルス)	
発振周波数	1.0MHz、3.0MHz	
パルス周波数	16Hz、48Hz、100Hz	
タイマー	最大30分	

◇4CH用吸引装置 (NS)

定格電源	AC100-240V (50/60Hz)
定格消費電力	150VA
サイズ (W) 345×(D) 315×(H) 115 (mm)	
重量	約8.5kg

4チャンネルの電気刺激と超音波。
2つの効果によるコンビネーション治療が可能。

●超音波モード

- ◇深部と浅部に働くマイクロマッサージ作用と立体加温
- ◇2周波対応のL・Sプローブを標準装備
- ◇高精度のBNR (ビーム不均等率)・ERA (有効放射面積)

●8種類の電気刺激モードを搭載

- ◇IF4 [4極干渉電流刺激療法]
- ◇IF2 [2極干渉電流刺激療法]
- ◇EMS [神経筋電気刺激療法]
- ◇Russian [ロシア筋刺激]
- ◇Hi-Voltage [高電圧電気刺激療法]
- ◇TENS [経皮的電気刺激療法]
- ◇MCR [マイクロカレント療法]
- ◇DC [直流電気刺激療法]

●クリニカルプログラムを搭載

- 4CH対応吸引装置でさらに快適な治療が可能
- 操作しやすい大型カラー液晶+タッチパネル
- 各チャンネルごとの独立操作が可能



低周波治療器
イトー ES-4000
+
4CH用吸引装置 (N)
KE-598 2,580,000円 [セット価格]
本体価格 1,980,000円 / セット価格 (本体+吸引装置) 2,580,000円
[クラスⅡ / 特管] 認証番号 226AABZX00131000

◇本体

定格電源	AC100V (50/60Hz)	出力周波数	最大400Hz
定格消費電力	90VA	タイマー	60分 (MCRモードは600分)
出力電流	最大47mA (実効値)	電撃に対する保護の形式と程度	クラスⅠ、BF形
出力電圧	最大250V (ピーク値、500Ω 負荷時)	サイズ (W) 290×(D) 233×(H) 96 (mm)	
		重量	約2.8kg

◇4CH用吸引装置 (N)

定格電源	AC100V (50/60Hz)
定格消費電力	100VA
サイズ (W) 345×(D) 315×(H) 115 (mm)	
重量	約8.5kg

4CH独立出力で、複数人の同時治療を実現。
それぞれの症状に合わせた、プログラム設定が可能。

- 4CH独立操作で複数人の同時治療が可能に
- シーケンシャルプログラムを搭載
- 手技を組み合わせた施術が行える2極グローブ導子
- 治療しながら手元での操作や確認が可能
- ◇有線リモコン ◇ハンディプローブ
- 4CH対応吸引装置や超音波治療器の組み合わせで、幅広い治療が可能
- 見やすく快適な大型カラー液晶+可動型タッチパネル



小型電気刺激のニュースタンドード。
3つの電気刺激モード (TENS, EMS, MCR) を搭載。

- 症状に合わせたプリセットプログラムを搭載
- 2CH完全独立出力、異なるモードで治療が可能



低周波治療器
イトー ESPURGE (エスパージ)

KE-574 98,000円
[クラスⅡ / 特管] 認証番号 226AABZX00090000

定格電源	本体：DC7.4V (リチウムイオン充電電池) DC12V (ACアダプタ) ACアダプタ AC100V 50/60Hz
定格消費電力	24VA
出力電流	最大31mA ±20% (実効値)
出力電圧	最大40V ±20% (ピーク値、500Ω 負荷)
出力周波数	最大400Hz ±10%
タイマー	最大60分 ±5% (MCRモードは最大480分 ±5%)
電撃に対する保護の形式と程度	クラスⅡ及び内部電源機器、BF形
サイズ (H) 151×(W) 84×(D) 23.5mm	
重量	約230g (リチウムイオン充電電池含む)

シンプルなのに高機能！使いやすさを追求し、よりシンプルによりコンパクトに



チャンネル1-2 MC/MCC治療モード

チャンネル3-4 HV治療モード

低周波治療器
デルタ

KE-592 650,000円
[クラスⅡ / 特管] 認証番号 230AIBZX00005000

電源電圧	AC100-240V 50/60Hz
電源入力	70VA
寸法 (mm)	268W×310D×130H
質量	4.0kg
治療時間	1～99分、連続 ※初期設定1～30分 精度±10%
電撃保護形式	クラスⅠ機器、BF形装着部()を持つ機器
電磁両立性 (EMC)	IEC 60601-1-2 Ed.3.0:2007に適合
使用環境	周囲温度 10～40℃、相対湿度 30～75%、気圧 700～1060hPa

遠隔点刺激と圧痛点刺激を同時、または連動して行えます。

ASPIA

SSP 治療モード FP 治療モード MMC 治療モード MF 治療モード MC 治療モード HV 治療モード

複合電気刺激装置
アスピア プロ

KE-557A 3,780,000円

(クラスⅡ/特管)

SSP 治療モード FP 治療モード MMC 治療モード

新世代SSP治療器
アスピア

KE-557B 3,500,000円

(クラスⅡ/特管)

SSP 治療モード

Silver Spike Point therapy

独特な形状の金属導子と波形を組合せているSSP療法は日本メディックスオリジナルの療法です。SSP電極は真鍮に銀メッキを施した金属製電極です。円座の中央部が円錐状の形をしています。先端部が密着する際に圧力が一点に集中するため、皮膚抵抗が大きい皮膚の角質が変形し、先端部に電流が集中するため治療点への高密度な通電が可能になります。

SSPに『MF多段波形(PAT.P)』

MF(中周波)多段波形は従来の低周波波形にsin波100,000Hzの中周波を重畳させた波形を新採用しました。多段波形に中周波の特性を組み入れることで皮膚インピーダンスの影響が著しく低減し、体内通電量を大幅に増加させました。

■アスピア共通仕様

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	350VA
寸法	420(W)×1368(H)×412(D)mm
質量	57kg
吸引圧	OFF、1~9
治療時間	1~99分(1分ステップ)、連続 ※初期設定1~30分
安全装置	オートゼロスタート、オートロック、 タッチロック、出力ヒューズ
電撃保護形式	クラスⅠ機器、BF形装着部(Ⅲ)を持つ機器
認証番号	223AIBZX00020000
電気的安全性	JIS T 0601-1:1999、 JIS T 0601-2-10:2005に適合
電磁両立性(EMC)	IEC 60601-1-2 Ed.2:2001に適合
耐用期間	8年
使用環境	周囲温度10~40℃ 相対湿度30~75% 気圧700~1060hPa

小型SSP療法器

SSPアルファ1 RE-1011

KE-559 950,000円

(クラスⅡ/特管) 認証番号 225AIBZX00045000

電源電圧	AC100~240V 50/60Hz
消費電力	65VA
寸法	本体 364(W)×191(D)×329(H)mm 架台 564(W)×1,026(H)×566(D)mm
質量	本体 5.6kg 架台 21.1kg
出力電圧	230Vp-p [500Ω負荷時]
出力電流	30mA rms [500Ω負荷時]
出力波形(治療波形)	双方向性対称波
周波数	1/fモード:1~200pps、その他のモード:1~300pps
治療モード	1/f低、1/f中、1/f高、トリミックス1、トリミックス2、ミックス、連続
モニタ	電圧レベルメーター(300Vp-p)、電流レベルメーター(120mA p-p)
出力端子	SSP吸引出力端子(6ch)、SSP出力端子(6ch)
吸引圧	OFF、1~9
治療時間	1~99分(1分ステップ)、連続 ※初期設定1~30分
安全装置	ゼロスタート、オートロック
電撃保護	クラスⅠ機器、BF形装着部(Ⅲ)を持つ機器
電気的安全性	IEC 60601-1-2:2007に適合※

※EMC適合 CISPR11 グループ1 クラスB

優しさと使いやすさへのこだわり

治療開始前に必ず必要となる患者さまへの清拭や電極装着、また、治療終了後に必要となる電極コードの収納、これらに手間がかからないよう専用架台を開発し、本体と架台との一体感を実現。軽快感のある形状を白色で統一し、リハビリテーション室や病棟などの環境に調和しやすいことも配慮しました。

新治療モード スキャンモード搭載

CH3からCH6まで電気刺激を順次出力することにより、効果的に広範囲への治療を行うことが可能となりました。

SSP吸着SPLホースコード

電極コードの取扱いが頻繁な現場での悩みを解決するために、スプライン(SPL)ホースコードを開発しました。「絡みにくく、ほどけやすい」を目標に、形状・材質からこだわり、使いやすさを追い求め実現しました。

世界65カ国で広く使用されているショックマスターが日本初上陸。

日本で認められた 唯一の圧力波

※管理医療機器(クラスⅡ)において

フィジオ ショックマスター

KE-571 5,280,000円(セット価格)

本体+専用ワゴン+標準付属品セット

(クラスⅡ/特管) 認証番号 22700BZX00105000

定格電圧	AC100V
電源入力	200VA以下
定格周波数	50/60Hz
本体寸法	W56×H114×D60(cm) ※専用ワゴン部を含む
本体重量	12kg ※専用ワゴン重量:32.5kg
刺激頻度	R-SWモード:単発、連続0.5~17Hz V-Actorモード:単発、連続0.5~31Hz
刺激強度	R-SWモード:1~4bar、0.1barステップ V-Actorモード:1~4bar、刺激頻度による

Hospital

疼痛コントロール

皮膚への触圧覚刺激及び関節構成体への機械的刺激により、ゲートコントロール理論が作用し、痛覚神経線維のインパルスが抑制され、痛みが軽減されます。また、痛みの軽減により、反射性筋収縮の改善にも役立ちます。

血液循環改善

疼痛緩和に加えて、圧力波と振動を同時出力するショックマスターは血液循環改善に優れ、微小循環改善にも役立ちます。

筋緊張緩和

圧力波による触圧覚受容器への刺激によって、α運動ニューロンに対して抑制的に作用し、筋緊張を低下させ、関節可動域運動や関節モビライゼーションなどを施術しやすくなります。

Sports

疼痛緩和・筋疲労回復

圧力波療法の有効性は、長期的な慢性的な筋や腱の機能改善において実証されており、近年の事例とスポーツトレーナーによって様々なスポーツの障害の改善に結果を表しています。

パフォーマンスアップ

トレーニングによる腱にかかる負担を軽減させ、疼痛緩和・筋疲労の回復に加えて、リラクゼーション効果によって選手のパフォーマンスアップに大きく貢献します。

早期回復

受傷後のトレーニングで従来必要とされた休養期間を短縮し、選手の素早い現場復帰、ケガの早期回復に役立ちます。

安全性・快適性そして操作性が向上し、ポラリスカインがさらに進化



低周波治療器
ポラリスカイン PO-3i

KE-560 3,280,000円

〔クラスⅡ/特管〕
認証番号 224AIBZX00062000

低周波治療器
ポラリスカイン PO-S

KE-561 2,750,000円

〔クラスⅡ/特管〕
認証番号 224AIBZX00042000

「ハイブリッドタイダルモード」搭載

スーパータイダル波をさらに進化させた新感覚の「ハイブリッドタイダルモード」を搭載。4極で治療を行う「COMBI」「タイダル2モード」、8極の導子で広範囲に変化する刺激感を得られる「タイダル4モード」など、それぞれの治療内容に応じて使い分けが可能。

※ポラリスカインの基本波形である「タイダル波」は、体内の表層から深層まで、次から次へと周波数の異なる波形がリズムカルに刺激します。

新感覚のハイブリッドタイダル


スーパータイダル波をさらに進化させた新感覚の「ハイブリッドタイダルモード」を搭載。また、1個の2極複合導子による局所治療から、4極の導子で広範囲に変化する刺激感を得られる「COMBI」「タイダル2モード」など、それぞれの治療内容に応じて使い分けが可能。

スリムフィット導子

軽量化を徹底


衣服に装着しやすい
薄型設計

導子中央部の突起をなくし、サイド面にコードを接続することで、厚みを従来の約半分にしました。



スーパータイダル波 (超・低周波～中周波)

低い周波数から高い周波数により、表層から深層の運動点を次から次へと周波数の異なる波形で刺激し、強い筋収縮を引き起こすことができます。



パッドクリーナー
(2L ボトル)

KF-273 4,100円

パッドクリーナーはデリケートな湿性電子パッド専用の除菌洗剤です。パッドのぬめりや、雑菌の繁殖による悪臭や感染をしっかりと防ぎます。

サリチル酸 配合

「低周波」+「中周波」のハイブリッドモード



ルティナー MZ-7504

KE-550 2,900,000円

〔クラスⅡ/特管〕
認証番号 222AIBZX00028000

ハイブリッドの治療



低周波は表層部を中心とした治療に、中周波は深層部を中心とした治療に適しています。ハイブリッドモードは皮膚表面から深部組織までの筋、神経の複合する痛みを包括的に治療することを可能にしました。

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	380VA
寸法	900(W)×1,473(H)×425(D)mm(ボトム/バック導子置き含まず)
質量	55kg
出力電圧	矩形波:160Vp-p. パースト波:150Vp-p(5000負荷時)
出力電流	矩形波:37mAms. パースト波:60mAms(5000負荷時)
出力波形	双方向性パルス幅可変対称波. パースト波(パルス幅2ms固定)
周波数	矩形波:1~500Hz. パースト波:1~200Hz
周波数モード	ミックス、低頻度、高頻度、低+高、1/f
通電時間	1~9秒、1~9サイクル
出力パルス幅	50、100、200、300μsec
パースト周波数	ノーマル:2.5kHz. ソフト:5kHz
温熱レベル調整	0(OFF)、L、1~7(9段階)
出力数	4ch×4ユニット(計16ch)
安全装置	オートゼロスタート、オートロック、キーロック
電撃保護形式	クラスⅠ機器、BF形装着部(国)を持つ機器

症状に合わせたコンビネーション治療

1MHz、3MHzの超音波と低周波を同時に出力します(コンビネーション治療)。0.1秒単位での周波数変更および出力プローブの切替えによって定在波を抑制し、患部にプローブを固定して治療することができます。低周波は、ランダムアクセス波とのコンビネーションを可能にしたDS-602、エムキューブウェアとのコンビネーションを可能にしたDS-602Hからお選びいただけます。



低周波治療器・
超音波治療器組合せ理学療法機器

アストロン DS-602

KE-593 2,900,000円

〔クラスⅡ/特管〕
認証番号 229ALBZX00005000

アストロン DS-602H

KE-594 2,900,000円

〔クラスⅡ/特管〕
認証番号 229ALBZX00012000

●電撃に対する保護の形式:クラスⅠ機器 ●電撃に対する保護の程度:BF形装着部 ●定格電圧及び周波数:AC100V 50/60Hz ●電源入力:50VA ●チャンネル数:超音波1、低周波2 ●安全装置:ゼロスタート方式、ストップスイッチ、過電流制御、プローブ非接触検出 ●寸法:330W×335D×140H(mm) ●重量:5.3kg(アストロン DS-602)、5.0kg(アストロン DS-602H)

超短波治療器の最新型 ライズトロン

からだの深くまであたためる。

深部をしっかりと温める超短波治療器がシンプルな操作性と場所を選ばないスリムな形状で使いやすくなりました。また治療部位に合わせて使用できるプローブを2個標準装備しています。

プローブ式でシンプルな治療が可能に
プローブを用いた手法により深部にある組織に対してピンポイントで当てることができます。また、プローブを当てながら組織の循環を促すようなマッサージを行うことができます。

優れた深部温熱効果を実現

毎秒2700万回の振動を起こす超短波エネルギーが身体深部で温熱効果を生み出します。深部の筋組織に対して、アプローチしていきます。

設置場所に困らないスリムな省スペース設計
薄さ約13cmのスリムでコンパクトなボディ設計により設置場所を選ばずご使用いただけます。



超短波治療器
ライズトロン

KE-558 1,500,000円

〔クラスⅡ/特管〕 認証番号 224ALBZX00022000

カインタイザー NF

KE-123

450,000円

〔クラスⅡ/特管〕
認証番号 22000BZX00832000

NB2台分を格納した2人用低周波治療器です。
幅420×奥行384×高さ210(mm)
質量8.5kg



超音波治療器

様々な患部に対して、適切で快適な治療を提供。



- 深部の患部も立体的に加温
- ミクロマッサージュ効果

ULTRA
SOUND
超音波

LIPUS
Low Intensity Pulsed
UltraSound
低出力パルス超音波

- 筋・腱・靱帯の治療に
- 浅部から深部まで対応

7インチのタッチパネルで簡単操作

治療内容の設定や実行は大型液晶画面に軽くタッチして操作。わかりやすい画面表示なので、スムーズに操作することができます。

超音波治療器 UST-770

KB-322 880,000円

〔クラスⅡ/特管〕

認証番号 224AABZX00148000

- 定格電源：AC100V (50/60Hz)
- 定格消費電力：75VA
- 発振周波数：1.0MHz、1.5MHz、3.0MHz
- 超音波出力：最大有効強度 2.0W/cm² (連続)、瞬時最大強度 3.0W/cm² (パルス)
- パルス周波数：100Hz、1000Hz
- タイマー時間：1～30分 (切替)
- 保護の形式と程度：クラスⅠ・BF形
- サイズ：W290×D233×H96 (mm)
- 重量：約3kg

治療の理解を高める情報表示画面

患者さまの治療時間中、治療内容やモードなどの説明を画面に表示。治療への理解・納得感を高めます。治療が終了するとパラメーター設定画面に戻ります。

どこから見てもクリアな画面

正面だけでなく斜めから見ても、クリアな画面をご覧いただけます。画面の角度は自由に調節可能です。先進のディスプレイでストレスフリーな治療をサポートします。

浅部・深部・広範囲に、幅広く使える

2周波交互発信、0.1W/cm²の低出力超音波も発信可能。



超音波治療器 フィジオ ソノ

KE-595 698,000円

〔クラスⅡ/特管〕 認証番号 230ALBZX00001000

- 〔仕様〕●寸法：250 (W) × 170 (D) × 88 (H) mm ●質量：約2.1kg
- 電源：リチウムイオン電池 ●付属品：ACアダプター1個、電源コード1本、超音波プローブ1本、ジェル260ml 1本
- 〔超音波仕様〕●チャンネル数：1ch 1出力 ●周波数：1MHz、3MHz、1&3MHz ●パルスデューティー：5%、10%、20%、30%、40%、50%、100% ●出力：最大1MHz・3MHz：連続2.0W/cm² ± 20% / パルス3.0W/cm² ± 20% ●タイマー設定：1～30分 ●その他：BNR / 超音波プローブ：1MHz：2.7 ± 30%、3MHz：2.4 ± 30%、平型固定タイプ：1MHz：1.8 ± 30%、3MHz：2.6 ± 30%

マグネット吸着する
超音波プローブ。▶



1MHz対応の深い患部用



超音波治療器 US-711

KB-323 380,000円

〔クラスⅡ/特管〕 認証番号 21700BZZ00205

- 電源定格：AC100V (50/60Hz) ●定格消費電力：40VA ●発振周波数：1MHz ●振動子出力：CW (連続) 最大：2.00W/F、パルス最大：3.00W/F ●出力モード：5%、10%、20%、30%、40%、50%、100% (CW) ●タイマー時間：1～30分 ●保護の形式と程度：クラスⅠ・BF形 ●サイズ：(W) 285 × (D) 247 × (H) 95 mm ●重量：約3kg

- 見やすい大型液晶画面で、操作も簡単
- 単周波数対応の超音波治療器



深部用

3MHz対応の浅い患部用



超音波治療器 US-731

KB-324 460,000円

〔クラスⅡ/特管〕 認証番号 21700BZZ00204

- 電源定格：AC100V (50/60Hz) ●定格消費電力：75VA ●発振周波数：3MHz ●振動子出力：CW (連続) 最大：2.00W/F、パルス最大：3.00W/F ●出力モード：5%、10%、20%、30%、40%、50%、100% (CW) ●タイマー時間：1～30分 ●保護の形式と程度：クラスⅠ・BF形 ●サイズ：(W) 285 × (D) 247 × (H) 95 mm ●重量：約3kg

- 見やすい大型液晶画面で、操作も簡単
- 単周波数対応の超音波治療器



浅部用

タッチパネルを搭載したコンパクト超音波骨折治療器



骨形成を促進する低出力パルス超音波

骨折部位の治療期間を約40%短縮。
鎖骨・手指骨・足指骨専用プローブを標準装備。
オプションのプローブで大腿骨骨折にも対応。

固定照射で軟部組織を治療促進

炎症を伴った軟部組織に鎮痛効果の報告多数。
安全性の高いエネルギーにより、固定照射可能。
オスグッド病、シンスプリント等のスポーツ障害に。
軟骨細胞の炎症抑制報告有。変形性膝関節症に。

タッチパネル操作搭載でわずか250g

操作性を高めるカラータッチパネルを搭載。
優れた機能性を持ちながら、小型軽量化。

新型超音波骨折治療器 オステオトロンV

KB-325 400,000円

〔クラスⅡ/特管〕 認証番号 225AABZX00101000

- 定格電源：DC7.4V (リチウムイオン充電電池) DC12V (ACアダプタ)、ACアダプタ：AC100V 50/60MHz ● 定格消費電力：18VA ● 発振周波数：750kHz、1.5MHz ● 超音波出力：30mW/cm²、45mW/cm²、60mW/cm² (SATA) ● パルス周波数：100Hz/1000Hz (切替) ● タイマー時間：10/20/30分 (切替) ● 保護の形式と程度：クラスⅡ 及び 内部電源機器、BF形 ● サイズ：(H) 145 × (W) 75 × (D) 32 mm ● 重量：約250g (充電電池含む)

2種類の周波数による超音波値治療が可能

均等な超音波放射による安全性に加えて、使いやすさと患者様の快適性を追求
ソニックタイザー SZ-100は、超音波の機械的振動を生体を与え、その温熱作用とマイクロマッサージュ作用による疼痛緩和や血流促進、組織の修復等を目的とした超音波治療器です。通常、超音波治療では1MHzと3MHzの2種類の周波数を使用しますが、SZ-100は一台で両方の治療が可能です。極めて良好な超音波放射の均等性と、治療状態をお知らせするイルミネーション表示により、安全で正確な治療が行えます。

超音波治療器 ソニックタイザー SZ-100

KB-326 820,000円

〔クラスⅡ/特管〕 認証番号 224AABZX00053000

- 電撃に対する保護の形式による分類：クラスⅠ機器
- 電撃に対する保護の程度による装置部：BF形装置部
- 水の有害な侵入に対する保護の程度：IPX7 (プローブ、但しプラグ部分は除く)
- 定格電源電圧及び電源周波数：AC100V 50/60Hz
- 電源入力：150VA
- 外形寸法：幅210×奥行283×高さ122ミリ
- 質量：3kg

専用SZワゴン

KB-326B 160,000円



本体と関連用品を
一体化できるSZ
ワゴン(オプション)

ゴミ箱

箱ティッシュホルダ

自由に動かしながら治療が可能なプローブ型導子を採用。



超短波エネルギーを照射することで、体内組織に深部熱を発生させ、その温熱効果により、疼痛や筋痙攣、関節性拘縮の改善を行います。体内深部まで広範囲に加温できるので、血液循環の促進にも適しています。温熱効果が十分に得られる出力から低出力まで6段階の設定が可能です。

●体内組織に深部熱を発生させる超短波エネルギー
毎秒2,700万回の振動を起こす超短波エネルギーが体内組織に深部熱を発生させ、温熱効果を生み出します。

●治療目的に合わせて選択できる超短波導子
導子を自由に動かしながら、患部にピンポイントで治療ができるプローブ型導子（1チャンネル）とパルス出力により2箇所同時または2人同時の治療が行えるパッド型導子（2チャンネル）を装備。

治療目的に合わせた導子の選択が可能です。

超短波治療器

イトー SW-203

KE-596 1,980,000円

(クラスⅡ/特管) 認証番号 229AABZX00110000

●操作性と視認性に優れた操作パネル
的確な治療を行うために、操作パネルの使いやすさにもこだわりました。操作の内容が一目で分かるインターフェースで、治療をさらに快適にします。

●付属品を収納できるカート一体型デザイン

●プローブ型導子

◇衣服の上から患部にピンポイントで治療が可能

◇操作性を高めるアーム

◇出力状態を明確にする治療音

◇様々な姿勢での治療が可能

●パッド型導子

◇2チャンネルでの使用が可能

◇パッド型コイル導子 ◇パッド型コンデンサ導子

定格電源	AC100V (50/60Hz)
定格消費電力	300VA
発振周波数	27.12MHz
発振出力	80W (CH1、CH2: パルスモード)、80W (CH3: 連続モード)
タイマー	0~30分 (1~15分まで1分単位、15~30分から5分単位)
電撃に対する保護の形式と程度	クラスⅠ、BF形
サイズ	(W) 428×(D) 503×(H) 1,190 (mm)
重量	約34kg

独自のアーム機構で、治療部位に柔軟にフィット。

ワンアクションでセッティング

長さや角度を調節する必要がなく、ワンアクションでアプリーケーターをセットできます。肩、腰、膝、足首などあらゆる治療部位に柔軟にフィットします。

【MT5SS】
認証番号 225AABZX00123000【MT5SL】
認証番号 225AABZX00123000【MT5DSL】
認証番号 225AABZX00081000

マイクロタイザー

MT5SS KB-746 470,000円

認証番号 225AABZX00123000

MT5SL KB-747 530,000円

認証番号 225AABZX00123000

MT5DSL KB-748 820,000円

認証番号 225AABZX00081000

電撃保護	クラスⅠ機器 B形装着部
電源	AC100V 50/60Hz
電源入力	700VA [MT5SS、MT5SL] 1,400VA [MT5DSL]
周波数	2,450±50MHz
定格出力	200W
タイマ	1~30分 (1分ステップ) 精度 ±3%
照射モード	連続モード、間欠モード、マイルドモード 3Dモード [MT5DSLのみ]
照射時間	0.5~3秒 (0.5秒ステップ)
休止時間	0.5~3秒 (0.5秒ステップ)
不要放射	10mW/cm以下
出力表示及び出力表示に対する出力値	表示 0W~100W (10Wステップ) 100W~200W (20Wステップ) 出力値 0W~約200W
寸法 (アーム部除く)	幅460×奥行380×高さ875 (mm) アンテナ最大高さ1,700mm以下
質量	27kg [MT5SS、MT5SL] 40kg [MT5DSL]

穏やかな温感のまま、ピーク出力200Wの治療を実現。

マイクロ波治療器 PM-810 (1チャンネル)

タイプⅠ: セミワイドアンテナ

KB-739 490,000円

タイプⅡ: 丸アンテナ

KB-740 480,000円

(クラスⅡ/特管) 認証番号 217AABZX00004



マイクロ波治療器 PM-820 (2チャンネル)

タイプⅠ: セミワイドアンテナ2個

KB-741 800,000円

タイプⅡ: 丸アンテナ2個


KB-742 780,000円

タイプⅢ: セミワイドアンテナ・丸アンテナ各1個

KB-743 790,000円

(クラスⅡ/特管) 認証番号 217AABZX00006

- 電源定格: AC100V (50/60Hz)
- 定格消費電力: [PM-810] 700VA、[PM-820] 760VA
- 作動周波数: 2450MHz±50MHz
- 定格出力: 100W (実効出力) / 200W (ピーク出力)
- 不要放射: 10mW/F以下
- パルスデューティ: 5~50%
- 保護の形式と程度: クラスⅠ・B形
- サイズ (本体ユニット): (W) 330×(D) 395×(H) 790 (mm)
- 本体重量: [PM-810] 約28kg、[PM-820] 約36kg



磁気加振式温熱治療器

磁気+振動+温熱治療で
細胞を蘇らせる

磁気+振動+温熱治療で細胞を蘇らせる

ホットマグナー・マグナーライトパック



ホットマグナー HM-2SCX
KB-124 430,000円

〔クラスⅡ/特管〕認証番号 15700BZZ01632000
電源：AC100V 50/60Hz クラスⅠ B形
消費電力：280VA±10%
温度調整：40℃、50℃、60℃ 3段切替（自動温度調整装置内蔵）
振動数/秒：50～120回 ※連続運転時
寸法：450W×310D×205H（mm）
重量：13kg ※パックは含みません
付属品：スーパーマグナーパックLX 2枚、マジックベルト（小）2本、検磁器 1コ、保証書・取扱説明書 1通



ホットマグナー
HM-2SC-AX（2チャンネルタイプ）
KB-102 580,000円

〔クラスⅡ/特管〕認証番号 15900BZZ01118000
電源：AC100V 50/60Hz クラスⅠ B形
消費電力：340VA
温度調整：40℃、50℃、60℃、65℃
4段切替（自動温度調整装置内蔵）
振動数/秒：50～120回
寸法：450W×300D×205H（mm） 重量：12kg
付属品：スーパーマグナーパックLX 2枚、
パック受金具（U金具）1個、
マジックベルトS 2本、電源コード 1本、
検磁器 1個、保証書・取扱説明書 1通



ホットマグナー
HM-4X（4チャンネルタイプ）
KB-103 860,000円

〔クラスⅡ/特管〕認証番号 15700BZZ01633000
電源：AC100V 50/60Hz クラスⅠ B形
消費電力：740VA
温度調整：40℃、50℃、60℃、65℃
4段切替（自動温度調整装置内蔵）
振動数/秒：50～120回
寸法：600W×315D×415H（mm） 重量：24kg
付属品：スーパーマグナーパックLX 4枚、
パック受金具（U金具）1個、
マジックベルトS 4本、電源コード 1本、
検磁器 1個、保証書・取扱説明書 1通

マグナーライトパック新登場



- 旧型パックを取り替えるだけで新型に
パックをマグナーライトパックに変えるだけで品質向上、施術所がとても明るく元気になります。
- 光で伝える施術状況
マグナーライトパックのLEDが施術の経過を教えてくださいます。

マグナーライトパック LSP
KB-252 55,000円

47cm×20cm（コード2.5m）



ホットマグナー用（4Pタイプ）

④	スーパーマグナーパックMX〈標準〉 (39×20cm) 2.5m	KB-250A	43,000円
⑤	スーパーマグナーパックOX〈腰・腹〉 (39×39cm) 2.5m	KB-250B	56,000円
⑥	スーパーマグナーパックEX〈肩ひざひじ〉 (39×31cm) 2.5m	KB-250C	50,000円

共用

⑪	延長コード 2m	KB-249E	8,000円
⑪	延長コード 4m	KB-249F	8,000円
⑫	変換コード（4P→6P） (30cm)	KB-249G	8,000円
⑬	変換コード（6P→4P） (30cm)	KB-249H	8,000円

カナホットは特殊セラミックにより体に合った赤外線を出し温めます。

カナホット

モイスト

日本製

気持ち良さには理由がある。

湿熱の特殊カバー

冷えると空気中の水分を吸収する「カナホットオリジナルカバー」本体に内蔵ヒーターにより本体の温度が上がると、カバーに含まれた水分が発散され、体の芯にジワジワ浸み込むような気持ちのよい湿熱を体感できます。

赤外線を出すセラミック板

温度が上がるとパック内に装着されたセラミック板により、気持ちのよい波長の赤外線温熱が放射されます。

大型パックであらゆる曲線にフィット

大型パックで背部や腹部、膝関節、腕、肩等あらゆる曲線にフィットできる強度に設計。

最大80Wの省エネ設計

電熱器具は消費電力が心配と思われるが、これだけの熱量を80Wで効率よく伝えるのはカナホットモイストだけ。

カナホットモイスト

KB-248 49,500円

〔クラスⅡ〕認証番号 16300BZZ01121000

- 定格電圧：AC100V (50/60Hz)
- 消費電力：80W
- 時間設定：60タイマー（ゼンマイ式）
- 温度設定：40℃以上70℃以下（自動調整）
- 寸法重量：本体サイズ 約380mm×620mm
重さ 約900g
カバーのサイズ 約430mm×730mm
重さ 約500g
- 安全装置：本体に内蔵サーモスタット
- 一般的名称：家庭用温熱治療器
- JMDNコード：71017000
- 内容物：本体（パック）、電源スイッチ（60分タイマー）、スパーカバーを含む2枚、取扱説明書（保証書添付）、添付文書、ユーザー登録はがき

●日本製

モイストカバー

KB-248B 3,000円

●サイズ：約430mm×730mm



カナホット

からだの芯から温めます

日本製

カナホットは特殊セラミックにより、体に合った赤外線を出し温めます。

※カバーの色が変わります。

効能効果

- 疲労回復
- 血行をよくする
- 筋肉の疲れをとる
- 筋肉のこりをほぐす
- 神経痛、筋肉痛の痛みの緩和
- 胃腸の働きを活発にする



カナホット

大 KB-225 41,400円

本体サイズ：約55×28cm、付属カバーのサイズ：約56×28cm
カバー・タイマーを含む総重量：約1.1kg

中 KB-220 38,700円

本体サイズ：約46×28cm、付属カバーのサイズ：約48×28.5cm
カバー・タイマーを含む総重量：約1kg

小 KB-224 24,500円

本体サイズ：約38×27cm、付属カバーのサイズ：約38.5×27.5cm
カバー・タイマーを含む総重量：約750g

〔クラスⅡ〕認証番号 16300BZZ01121000



カナホットのカバー生地は内部からの熱で空気中の水分を吸収しますので湿性パックの応用になります。

- 定格電圧：100V
- 定格消費電力：80W
- 内部温度70℃（小のみ60℃）
- 表面温度50°～60℃
- 60分タイマー付



カナホット替カバー（1枚）

大 KB-225B 1,500円

カバーのサイズ：約56×28cm、カバーの重さ：約70g

中 KB-220B 1,500円

カバーのサイズ：約48×28.5cm、カバーの重さ：約58g

小 KB-224B 1,500円

カバーのサイズ：約38.5×27.5cm、カバーの重さ：約40g

カナホットのカバー生地は内部からの熱で空気中の水分を吸収しますので湿性パックの応用になります。

サイズ比較



温熱療法器（電熱式）

- ◎フリーサイズで肩・背中にピッタリフィット！
特殊編込みのマジックバンド、
熱や汗に強く長持ちいたします。
- ◎肩のこり・背部の疲れには
カナホットベスト用。

カナホット ベストタイプ

KB-226 **44,000円**

〔クラスⅡ〕

定格電圧：100V 定格消費電力：80W
内部温度：70℃ 表面温度：50～60℃ 60分タイマー付
寸法：480mm×440mm カバー・タイマーを含む総重量：約1.1kg

首、背中の重要なツボに特に温効果を上げる為、セラミックスを内蔵。
肩、首のこり、疲労回復におすすめします。

ベストタイプ



関節用

カナホット 関節用

KB-237 **34,600円**

〔クラスⅡ〕

定格電圧：100V 定格消費電力：80W
内部温度：70℃ 表面温度：50～60℃
60分タイマー付 寸法：390mm×280mm
カバー・タイマーを含む総重量：約800g



治療ベッド用 ホットパックBC-120

KB-215 **32,800円**

〔クラスⅡ〕

直接電源差込式、温度調節付。
53×140cm



カナホット ベッド用

KB-221 **44,000円**

〔クラスⅡ〕

〈仕様〉定格電圧：100V 定格消費電力：70W 内部温度：60℃
表面温度：45～50℃ 60分タイマー付 寸法：1450mm×400mm

カナホット ベッド用カバー

KB-221B **3,000円**



サンホットHC

KB-216 **21,000円**

〔クラスⅡ〕

AC100V マジックベルト付
70℃までの温度調節ができます。24×33.5cm

目の温パックで眼からくる疲れをリフレッシュ！



遠赤外線

+

マイナスイオン



温アイズ めめちゃん

KK-321 **15,000円**

入力電源：AC100V 本体電圧：DC12V
本体電流：210mA
表地組成：ポリエステル100%
表面温度：43℃前後 本体重量：約125g
外形寸法：300×90mm

- 家庭や職場で手軽にできる、眼の温パック！
- 内蔵ヒーターが、目やその周りをじんわり
温め眼の疲れや、ストレスを癒します！
- 遠赤外線により温熱効率もよく、マイナスイオンでさらにリフレッシュ!!

目の
疲れ

首の
こり

肩
こり

ココロとカラダのリラクゼーション

オリエンタルな香りに包まれて
ココロとカラダのリラクゼーション

Easily

電子レンジで
温めるだけ
簡単！

Nature
100%ナチュラル

Relaxatio
アロマテラピー

▼ショルダー
ハーバル
パッド

Detox
タイハーブ

待ち時間に…

首すじには立てて…



ショルダー ハーバル パッド

KK-469 **2,800円**

ウエスト ハーバル パッド

KK-470 **3,200円**




▲ウエスト
ハーバル
パッド

成分：レモングラス、カフィアライム、ターメリック、カシュムナー、
ラヴァストーン、エッセンシャルオイル、タイ米

電子レンジで繰り返し使えるセラミックビーズのパック

簡単に清潔に使用できる全く新しい湿性ホットパックです。

スチームホットは、耐熱性特殊アラミド繊維で袋状に縫製されています。内部には新たに開発された、特殊セラミックビーズが充填され、自重の30%を超える水分を保持放出します。



スチームホット C-600N

KB-611 **8,000円**

480×160mm、約600g

- 加熱はワンタッチ
- 臭いがしない
- いつも清潔に洗濯可能
- 連続使用可能
- 使い易い、優れた耐久性
- マルチタイプ
- 温泉水も使用可能



美容院、エステサロン向けとして顔に使用できるほか、首筋、肩、腰、膝、など多用途に使用が可能。

温湿布で身体をあたためるとその部分の新陳代謝が活発になり、血液の循環を良くし筋肉の緊張、収縮をほぐします。



■膝への使い勝手を考えた形状です。

- 加熱はワンタッチ
- 臭いがしない
- いつも清潔に洗濯可能
- 連続使用可能
- 使い易い、優れた耐久性
- マルチタイプ
- 温泉水も使用可能


スーパースチーム スチームホット J-700N

KB-628 **9,000円**

寸法：24×30×2cm、重量：680g±20g、
原材料：本体生地綿100%、外周生地綿、ポリエステル、セラミックビーズ。

湿ったホカホカ、湿った冷え冷えで目の健康をリードする。

現代の仕事はパソコン抜きでは語れません。毎日パソコンに向かって目を酷使する結果、目が疲れる、乾く、花粉症、そんな時に「スチームホットアイ」をご使用下さい。「スチームホットアイ」は空気中の湿度を吸収し何度でも温湿熱、湿冷熱を利用できます。



スチームホットアイN

KJ-890 **2,400円**

- 1日に何度でも連続使用できます。
- 洗濯が可能です。
- 大量に放出する湿度を保持しています。
- 無臭です。
- 加熱は最速です。
- 冷蔵庫での冷却は堅くなっていればOKです。



モイストヒートパック スタンダード

KJ-540A **6,800円**

サイズ：23×30cm
どこにでもフィットする万能型。



モイストヒートパック ハーフサイズ

KJ-540C **4,800円**

サイズ：12×30cm ●ひじ、ひざなどに



モイストヒートパック キングサイズ

KJ-540E **12,000円**

サイズ：30×40cm
●背中一面を広く覆って
●腰にも



モイストヒートパック ネックラップ

KJ-540F **8,800円**

サイズ：23×52cm (湿熱面)
●リボンを結んで首筋に
●腰に ●リボンを解いて両肩を覆って

電子レンジ・湯浸水

黄土中には炭化カルシウムなど多様な酸素が入っており、その酸素は細胞の活性化による循環作用によって凝血や痛症の解決に、また老化を抑制し皮膚に活力を維持する効果が昔から伝わっています。この黄土用法は黄土から反射するパイオ遠赤外線が人体深部に浸透し、各成人病の予防に優れた効果を発揮することを用いた温熱療法です。



黄土珪素温冷熱 Power

KB-613 **9,800円**

サイズ：220mm×350mm

湯に浸水タイプ

スピーディ!

加熱時間が、100℃で1分、80℃で約3分 (再加熱 約1分) ポータビリティに優れた**超スピード加熱タイプ**。(在宅・業務用) 乾・湿、いずれにも対応。専用カバー付。



アクアゲルホットパック HP-03 (大)

KB-610A **4,500円**

Lサイズ 300mm×340mm

温 冷

冷暖 兼用!

コールドバック・ホットバックの**2ウェイタイプ**。冷凍庫に入れたままでも凍りません。専用カバーで露付による不快な濡れもなし。もちろんホットバック (加熱時間1~3分) として使用可能。ホット・コールド専用カバー付。



アクアゲルホットパック HP-11 (大)

KB-610C **4,500円**

Lサイズ 300mm×340mm

アクアゲルホットパック HP-11 (小)

KB-610D **3,500円**

Sサイズ 130mm×340mm

温熱効果に最適!

- 温熱療法に最適。柔らかく体にフィットします。
- 腰・腕・膝など患部に合わせてご使用いただけます。
- 従来のホットパックのように水滴がでにくく、水はけがよい生地を使用していますので、衣服などを濡らさずに済みます。
- 保温時間も20分くらい維持できます。



日本製

ホットパック M

KB-539 3,200円

〔クラスⅠ〕27B3X00302000001
サイズ：H180×W380 (mm)
材質：ATBC-PVC



日本製


ホットパック L

KB-538 3,600円

〔クラスⅠ〕27B3X00302000001
サイズ：H260×W380 (mm)
材質：ATBC-PVC



- 本品は身体の局部(肩・腰・膝など)を温めるものです。それ以外の目的には使用しないでください。
- 本品は60℃以下のお湯で十分加温してからご使用下さい。
- お湯以外での加温は破損の恐れがありますので絶対におやめ下さい。
- 本品を十分に加温されると非常に熱くなります。やけどの恐れがありますので取り扱いに十分ご注意ください。
- 本品で身体を温める際、タオル等で包むなどして直接皮膚に当てないで下さい。
- 本品で身体を温める際、長時間の使用はやけどの恐れがありますので十分ご注意ください。
- 使用期間約3ヶ月～4ヶ月100時間



サーマルパック

①	大	530×290mm	KB-573	5,900円
②	中	350×290mm	KB-574	4,900円
③	小	350×145mm	KB-575	3,500円
④	ネック	200×610mm	KB-576	5,300円

※ この商品は布製のため、サイズが多少異なる場合があります。

ハップ剤を固定します。
どんな動きにも対応。
通気性も高い。



固定用伸縮粘着シート

KB-449 660円

1袋50枚入り 湿布類、温熱シップEに最適。

素肌貼

- ① 素肌貼のためシートがずれずに非常に便利です。
- ② シートタイプで薄型のため、どこにでも貼れます。
- ③ 一定温度が持続しますので快適にご使用いただけます。
- ④ トウガラシ等の刺激物は一切使用しておりません。

特長



温熱シップ E

KB-537 13,000円

〔クラスⅠ〕
一箱(5枚入×20袋)100枚入り
■温度…38℃～45℃ ■持続時間…約7～8時間
■サイズ…13cm×9.5cm

温熱療法器 (ハイドロパック装置)

トータルでより快適な湿性温熱療法をサポート



ハイドロタイザー HC-5U

KB-614 **730,000円**
〔クラス I〕27B2X00088000016

ハイドロタイザー HC-6U

KB-615 **885,000円**
〔クラス I〕27B2X00088000017

ハイドロタイザー HC-7U

KB-635 **1,080,000円**
〔クラス I〕27B2X00088000018

安全性を追求した機能を充実 (3機種標準装備)

L型 3P プラグの採用

コンセントの接触不良によるトラッキング現象、感電、漏電といったトラブルを回避するために、L 型 3 P プラグを採用しました。(壁側コンセントには接地型コンセントを推奨しています。)


水不足を検知する機能を装備

低水位時には水不足ランプで警告するとともにブザーでお知らせし、ヒーターを自動停止。空焚きを防止します。

高温ランプ

槽内温度が設定温度よりも5℃以上高くなると、高温ランプが点灯します。同時にブザーでもお知らせします。

機種	HC-5U	HC-6U	HC-7U
電撃保護	クラス I 機器		
電源	AC100V 50/60Hz		
電源入力	1,300VA		
水温設定範囲	45～95℃		
本体幅(ハンドル含まず)	475mm	675mm	875mm
本体奥行(ホース掛け含まず)	550mm		
本体高さ(フタを開けた状態)	836mm		
本体質量(水、パック含まず)	40kg	57kg	70kg
標準使用水量	60L	90L	120L
付属品	引き上げ金具、バックスタンド、パック仕切、ハンドル、排水ホース、ホース掛け		



ミナトパック

① 小	140×340mm	KB-542	3,000円
② 中	280×340mm	KB-543	4,400円
③ 大	280×510mm	KB-544	5,300円
④ 特大	447×564mm	KB-545	5,800円
⑤ 首用	タオルカバーなし	KB-546	4,400円
	タオルカバーつき	KB-547	6,800円
	タオルカバーのみ	KB-548	2,400円
⑥ 肩用	タオルカバーなし	KB-549	5,500円
	タオルカバーつき	KB-550	8,000円
	タオルカバーのみ	KB-551	2,500円

※この商品は布製のため、サイズが多少異なる場合があります。

厳選した素材を詰め込んだ 鉱石ホットパック

フィジオパックは、厳選した貴重な5種類の鉱石と磁器セラミックボールを使用したホットパックです。遠赤外線放射率、温度保持時間、重さはもちろん触り心地にまでこだわって内容量と割合を調整しました。心地良い温感。そして簡単に手間がなく効率的。理想のホットパックを追求した形です。

ブラックシリカ

blacksilica

海底に堆積した珪藻類から生成された黒鉛を含む珪質岩石。

ゲルマニウム鉱石

germanium

元素のひとつゲルマニウムを含有する鉱石。

トルマリン

tourmaline

トルマリンの結晶を熱すると電気を帯びる事から日本名で「電気石(でんきせき)」と呼ばれる鉱石。

テラ鉱石

tela stone

岩盤浴などにも使用される密度の高い天然鉱石。

ゼオライト鉱石

zeolite

吸着・吸湿性に優れ、脱臭剤としても利用される、多くのミネラルを含んだ鉱石。

磁器セラミックボール

ceramic ball

鉱物などを粉状にした原料を球体に成形して焼き上げた磁器。

温熱治療をもっと手軽に

フィジオパックは、所定の温度に温まったらウォーマーから取り出して患部にあてるだけ。心地良い適度な重みと温感が広がります。手間のかかるメンテナンスや準備にかかる作業も無く、温熱治療が手軽に行えます。さらに、パックは形状の異なるS、M、Lの3種類をラインナップ。全身の様々な部位にお使いいただけます。

収納の手間を省く7段トレー

ウォーマーは、1段にフィジオパックMを3枚並べて収納できる7段のトレーを標準装備。パックを重ねたり、奥へ詰め込む事なく簡単に整理できます。余裕のある空間で取り出しも収納もスムーズに行えます。



フィジオパック ウォーマー

KB-569 **688,000円**

定格電源	AC100V
消費電力	380W
本体寸法	W505×H765×D430(mm)
庫内寸法	W420×H560×D320(mm)
本体重量	44.1kg(本体38.5kg、トレー5.6kg)
庫内容量	75ℓ
温度調節幅	40℃～75℃(加温防止装置付)
タイマー機能	ON / OFF デジタルタイマー
動作環境	温度: 10℃～30℃ / 湿度: 70%以下
付属品	トレー7枚、電源ケーブル1本

※フィジオパックウォーマーは医療機器ではありません。※画像はイメージです。ウォーマーにフィジオパックは付属していません。

フィジオパック S

KB-570A **5,800円**

認証番号 11B3X10037PPS001号
W165×H105mm 重量260g

フィジオパック カバー-S (交換用カバーのみ)

KB-570B **800円**

フィジオパック M

KB-571A **12,800円**

認証番号 11B3X10037PPM002号
W270×H150mm 重量940g

フィジオパック カバー-M (交換用カバーのみ)

KB-571B **1,800円**

フィジオパック L

KB-572A **18,800円**

認証番号 11B3X10037PPL001号
W585×H150mm 重量1300g

フィジオパック カバー-L (交換用カバーのみ)

KB-572B **2,400円**

温熱療法器 (パラフィン浴・噴流温浴)

流量を3段階で調節し、低刺激治療を可能にした温浴療法用装置

渦流浴 (噴流浴) 装置BT-5N/3Nは、DCモーターポンプを採用することにより流量を変化させることができ、低刺激での治療が可能で、術後の患者様から強い負荷をかけたい方まで、幅広い用途に使用可能です。

流量可変機能採用	排水方法の選択不要	浴槽内湯温の均一化
可変式ノズル	4種類の噴流パターン	オーバーフロー

下肢
浴用

下肢向け温浴療法用装置 バイサイタイザー BT-5N

KB-623 1,300,000円

〔クラスⅡ / 特管〕 認証番号 22000BZX00827000



電撃に対する保護の形式による分類	クラスⅠ機器
電撃に対する保護の程度による表着部の分類	B形表着部
定格電源電圧及び周波数	AC100V 50/60Hz
電源入力	900VA
ヒーター	650W
噴流ノズル	前面上下可変式 (2基)
温度調節	35℃～45℃
治療タイマー	1分～99分
噴流	流速3段階切替 (上下独立)
治療パターン	連続噴流、間欠噴流 (長短)、リズム噴流
最大吐出量	30L/min (×2基)
付属品	踏み台【KDA8203】
槽内寸法及び容量	W390×D440×H550mm 約75L (オーバーフローまで)
質量	55kg

上肢
浴用

上肢向け温浴療法用装置 バイサイタイザー BT-3N

KB-629 1,000,000円

〔クラスⅡ / 特管〕 認証番号 224AIBZX00064000



電撃に対する保護の形式による分類	クラスⅠ機器
電撃に対する保護の程度による表着部の分類	B形表着部
定格電源電圧及び周波数	AC100V 50/60Hz
電源入力	900VA
噴出吐出量	33L/min (×2基)
噴出気泡量	14.6L/min (×2基)
噴出圧力	120kPa
湯温	35℃～45℃
治療タイマー	1分～99分 精度：設定時間の±5%
槽内寸法及び容量	W505×D275×H200mm 約22L (オーバーフローまで)
質量	40kg



オンパー AT-2型 (上下肢浴用)

KB-410 1,200,000円

〔クラスⅡ / 特管〕
認証番号 21400BZZ00069000

下肢の治療に最適です。膝関節の治療にも充分対応できます。ノズルは前面2箇所 (上下)、後面1箇所に配属してあります。コック操作によりワンタッチで治療部位のノズルが選べ、前面のみ、後面のみ、前後面同時噴射が可能。



AC100V 50/60Hz 900W
サイズ：W1,100×D450×H680mm
浴槽容量：80ℓ ノズル3基
重量：58kg
消音装置付で治療中静かになりました。
付属品：保温用フタ、強制排水ホース (5m)、枠入りポスター踏台

オンパーは超音波が出ています。

●超音波周波数 16KHz～100KHz、音圧38デシベル



オンパー AT-50型 (上肢浴用)

KB-413 880,000円

〔クラスⅡ / 特管〕 認証番号 21400BZZ00362000
電源：AC100V 50/60Hz 消費電力：800W
外形寸法：680×420×760 (H) mm
浴槽寸法：500×300×250 mm
浴槽水量：27ℓ 材質：浴槽・外観 ステンレス製
重量：34kg ノズル：2基
温度調節：48℃まで可変設定
排水方式：自然、強制排水可能



パラパック NS-202 (上肢用)

KB-617 850,000円

〔クラスⅡ / 特管〕
外形寸法：385×865×795 (H) mm 質量：36kg 電源：AC100V 50/60Hz
電源入力：900VA 温度調節：45℃～80℃ 材質：SUS316 (内槽)、
塩ビ銅板 (外装) 槽内寸法：265×605×295 (D) mm
付属品：固形パラフィン5枚、流動パラフィン1本、カラーパラフィン3枚、
抗菌パラフィン3枚



流動パラフィン 250cc

KB-504 1,300円

250ccプラスチック容器入り
流動パラフィンを少量混入しておくことによって、患部のパラフィン膜をきれいにのぞくことができます。



固形パラフィン HR-1A

1枚入り 5kg

KB-505B 8,500円

融点は46℃です。流動パラフィンを混入すると若干融点は下がります。



固形パラフィン R1051

KB-627 36,000円

パラフィン浴に使用する専用固形パラフィンです。融点46℃ (115°F) です。
＜仕様＞ 容量：28kg入り

バイサイタイザー・オンパー・パラパック・パラフィン

アイシング用冷却剤



※本品は医療用ではありません。

アイシングに…
発熱に…。

打撲・捻挫・
肉離れなどの
応急手当に…。

- 特殊シャーベットゲルは凍らず、身体にフィットソフトな使用感です。
- 繰り返しご使用いただけます。



スノーパック・クール
S (10個)

KK-482 2,000円

105×105mm 100g



スノーパック・クール
M (4個)

KK-483 1,400円

160×160mm 250g



スノーパック・クール
L (2個)

KK-484 1,250円

160×280mm 500g

手軽に使える
このサイズが丁度いい!



ハンディ氷のう
小 (400cc)

KN-628B 1,200円



ハンディ氷のう
大 (1000cc)

KN-628A 1,500円

材質/本体: テトロン・ポリウレタン、キャップ: ABS樹脂
パッキン: シリコンゴム


サイズ/大: (約) 7.5×23cm 小: (約) 7.5×15cm

重さ/大: (約) 80g 小: (約) 50g

容量/大: (約) 1000cc 小: (約) 400cc

耐熱温度/0～50℃ 原産国/台湾

- ◎汗、水に強く吸収力があり、肌触りがよい。
- ◎伸縮マジック式による固定帯。




バッグホルダーW

KN-640A 1,800円

サイズ約53cm×22cm

ひじ、ひざ、足首等の関節向け



バッグホルダーL

KN-640B 1,600円

サイズ約120cm×10cm

肩、腰向け



バッグホルダーS

KN-640C 1,400円

サイズ約67cm×10cm

首、手首、向け



凍らない! やわらかい!

患部のアイシングに 打撲、ねんざなどの応急手当に 発熱時に

【特長】

- 繰り返しご使用いただけます。
- 特殊ゲルがソフトな使用感を保ちます。また、-15℃までは凍らずに柔軟性を維持します。



冷電法用保冷材

ソフラクールパック (2個)

KK-571 1,300円

15cm×25cm

冷却材固定用サポーター

ソフラクールサポーター (1枚)

KK-572 2,400円

30cm×55cm ※ソフラクールパックとセットでお使いください。

クリッカー

KE-377 16,000円

【クラス1】

容器の中に食塩と氷片を混入してよく振ると両端が約-7℃にまで下がり、冷療法を短時間のうちに行なうことができます。

アルミ合金

寸法径50×長さ160mm



チル・コールド

KE-378 17,000円

【クラス1】

20100BZZ00911000

短時間で、手軽に局所寒冷療法を行う器具です。外科、整形外科、片まひ、リウマチ等に幅広く使用されています。

材質: アルミ合金、塩ビパイプ

寸法: φ50×160mm

重量: 約200g



スノーパック・ハンディ氷のう・バッグホルダー・ソフラクール・クリッカー・チルコールド

AQUATIZER Gentle & Strength

強くやさしい刺激の実現と
メディカルモードの搭載。

筋肉の柔軟性を
向上させる
メディカル
モード

きめ細かな
マッサージを実現する
リラックス
モード



アクアタイザー QZ-260SGA

KR-452 5,370,000円

〔クラスⅡ/特管〕認証番号 229AABZX00048000

■6段階の強さが設定可能

マッサージの強さは、1～5段階に「TURBO」をプラスした6段階。柔らかなマッサージから強めのマッサージまで、患者様の状態に応じて強さが選べます。

■オリジナルプログラムの作成が可能

マニュアルモードでは最大5種類のオリジナルプログラムが作成できます。

■7種類の手もみの技を再現

「リラックスモード」「マニュアルモード」では、「さする」「こねる」「もむ」「おす」「たたく」「なでる」「のぼす」の7種類のマッサージパターンを採用。ノズルの移動スピードを調節する「可変速ノズル制御機能」により、きめ細かなマッサージを再現し、幅広いマッサージが可能です。

おもな仕様

電源電圧及び周波数	単相200V 50/60Hz
電 源 入 力	4500VA
電 撃 保 護 分 類	クラスⅠ機器 B形装着部
外形寸法	(W) 820×(D) 2290×(H) 1080 (mm) ベッドの高さ500 (mm)
質量	230 kg (注水時450 kg)
治 療 タイ マー	設定時間 1～99分 精度 設定時間の±5%以内
マッサージ力の制限	水ポンプ吐出部の最大圧力 530kPa以下 (JIS T 0601-2-205 2015適合)
マ ッ ト 部	長さ1,960×幅660 (mm)

おもな機能

脚保持機能、予熱機能、マッサージ力設定機能、マッサージパターン設定機能、ノズル切替え機能、身長自動設定機能、治療メロディ設定機能、自動エア抜き機能、高温時作動制限機能、空冷機能、水冷機能(オプション)

設備条件

電 源 接 続	単相200V 30A 接地極付引掛けコンセント 施設側に専用漏電ブレーカを設置すること
床 耐 荷 重	3.5kPa (350 kg/㎡) 以上
給 排 水 設 備	水冷機能(オプション) 使用時

※本製品はEMC規格JIS T 0601-1-2:2012に適合しています。

アクアタイザー・アクアキューブ

3D
肩専用ノズル

6
ノズル
タイプ

肩専用Cubeノズル搭載で
3次元アプローチが実現!

AQUACUBE

ノズルの
組合せ

最大6ノズルの組合せによる刺激
Cubeノズル2本は、僧帽筋上部を刺激します。それ以外の4本ノズルは刺激範囲に変化を持たせながら全身を移動していきます。また4本のノズルの内、2本のノズルによる水圧は、より集中的な刺激を体感できます。

Cube
ノズル

Cubeノズルが僧帽筋上部をしっかりと刺激

国内の有訴者の症状別であると、「肩こり」「腰痛」が上位を占めています。〔※「厚生統計要覧(平成26年度)」による〕一般的に肩こりといわれている頸肩腕症候群治療に効果がある経穴は「肩井(けんせい)」とその肩井が位置する僧帽筋上部です。アクアキューブは新技術投入し、従来器の下からの水圧刺激のみでは不可能だった「僧帽筋上部」への刺激を可能にしました。

高い視認性と操作性

【操作画面】治療中に設定変更頻度の高いメニューのみを表示させることで瞬時の対応ができ、視認性を高めました。

【設定画面】設定画面は、環境設定、ユーザープログラムの組み込みなどが行えます。

3Dウォーターマッサージベッド
アクアキューブ
PH-A8406 SA/TA

KR-451 5,180,000円

型 式	PH-A8406SA (単相)	PH-A8406TA (三相)
認 証 番 号	227AIBZX00032000	227AIBZX00033000
ク ラ ス 分 類	管理医療機器 特定保守管理医療機器(修理区分6)	
電 源 電 圧	単相AC200-220V 50/60Hz	三相AC200V 50/60Hz
消 費 電 力	4.5kVA (単相)	4.2kVA (三相)
寸 法 (mm)	2,330 (L) × 840 (W) × 950 (H)	乗込部高さ510mm
質 量	260 kg (注水時490 kg)	
水 量	230リットル	
電 撃 保 護 形 式	クラスⅠ、B形	

3D
肩専用ノズル

4
ノズル
タイプ

肩専用Cubeノズル搭載の
ウォーターマッサージベッドが
Cubeノズル+2ノズルで新登場

Cube
ノズル

Cubeノズルが僧帽筋上部をしっかりと刺激

国内の有訴者の症状別であると、「肩こり」「腰痛」が上位を占めています。〔※「厚生統計要覧(平成26年度)」による〕一般的に肩こりといわれている頸肩腕症候群治療に効果がある経穴は「肩井(けんせい)」とその肩井が位置する僧帽筋上部です。アクアキューブは新技術投入し、従来器の下からの水圧刺激のみでは不可能だった「僧帽筋上部」への刺激を可能にしました。

高い視認性と操作性

操作パネルは本体に埋め込み、設定の変更頻度の高いメニューのみ表示させることで視認性を高めました。

型 式	PH-A8404SA (単相)	PH-A8404TA (三相)
認 証 番 号	227AIBZX00032000	227AIBZX00033000
一 般 的 名 称	ベッド型マッサージ器 JMDNコード: 34488000	
ク ラ ス 分 類	管理医療機器 特定保守管理医療機器(修理区分6)	
電 源 電 圧	単相AC200-220V 50/60Hz	三相AC200V 50/60Hz
消 費 電 力	4.5kVA (単相)	4.2kVA (三相)
寸 法 (mm)	2,330 (L) × 840 (W) × 580 (H)	乗込部高さ510mm
質 量	245 kg (注水時475 kg)	
水 量	230リットル	
電 撃 保 護 形 式	クラスⅠ、B形	

3Dウォーターマッサージベッド
アクアキューブ
PH-A8404 SA/TA

KR-451B 4,860,000円

AQUACUBE

思いやりから生まれた“優しい”ローラーベッド

身体に優しい理由は、同時マッサージ可能な三つのローラー。

もみローラー

ゆらぎローラー

バイブレーターローラー



見やすい操作パネル

設定した治療内容と動作中の内容が操作パネルに表示されるためすぐに確認ができます。

簡単操作

マッサージメニューの番号をあわせ、スタートキーを押すだけで簡単に作動させることができます。

多彩なマッサージプログラム

順序、時間、強弱範囲などの設定を自由にプログラミング。

■さすりマッサージ ■もみマッサージ

■ゆらぎマッサージ(金魚運動)・振動マッサージ

施療部の移動スピードを減速するインチング機能も装備。

マッサージ時間の設定

1行程を1分単位で9分まで任意に設定でき、全行程30分までマッサージ時間を設定することができます。

心地よいヒーリングミュージック

ローラーマックス RM-1

KR-447 **2,800,000円**

(クラスⅡ) 認証番号 225AMBZX00003000

●電源電圧: AC100V ●電源周波数: 50/60Hz

●電源入力: (マッサージ機構) 240W、190W

(ヒーター) 50W

●感電に対する保護の形式: クラスⅠ機器

●水の浸入に対する保護の程度: IPX0

●外形寸法: W2,000×L670×H550 (mm)

●重量: 130kg

モミ回数	28回/分
ゆらぎ回数	116回/分
バイブレート	
振動回数	1,300回/分

基本機能を凝縮、爽快感を追求したスタンダードモデル

新開発指圧バイブレーターローラー

全身へのバイブレート刺激による爽快感が加わりました。

身長設定機能

身長を入力するだけで適切な治療ポイントを設定(140～190cmで5cm毎)。

多彩なプログラミング機能

対応可能なマッサージの種類

(指圧バイブレートマッサージ) (バイブレートマッサージ)

- 振動マッサージ
- 叩法マッサージ
- 指圧マッサージ
- パターンマッサージ

- 振動マッサージ
- 叩法マッサージ
- 揉法マッサージ
- パターンマッサージ

乗り降りしやすいベッドの高さ

ベッド面の高さを50cmに低床化し、乗り降りのしやすさが大幅に向上しました。

細部まで使いやすさへのこだわり

手すり部は自然にしっかりと握れる形に。ベッド面は、大柄な人でも快適なフラット仕様。マットとシーツは固定で敷き直しの手間もありません。

リラクゼーション空間を演出

治療中の音楽には「アイトニックサウンド※1」を採用。「1/fゆらぎ※2」ベースの音に、ヒーリング音楽をブレンドした新しいメロディです。また、必要に応じてヒーターでベッド面を温め、冷感を緩和します。

※1アイトニックサウンド提供 株式会社デラ

※21/fゆらぎとは天然・自然の中に多く存在しているリズム。

リラクゼーション効果やヒーリング効果を与えるとされています。

安全・静音・コンパクト、さらに省エネ仕様

100V仕様の省エネ・コンパクト設計と360°回転可能な操作パネルにより、さまざまな設置レイアウトに柔軟に対応します。治療をより快適にするため静音化にもこだわりました。医療機関向けの耐久性と、フェイルセーフ思想を取り入れた非常停止スイッチを備え、安全に配慮した設計です。

オートヘルサー DZ-190

KR-453 **2,300,000円**

(クラスⅡ/特管) 認証番号 228AABZX00045000

電撃保護 クラスⅠ機器 B形装着部

定格電源電圧 AC100V 50/60Hz

及び周波数

電源入力 380VA

外形寸法 長さ2,200×幅740×高さ1,016 (mm)

質量 145kg



OXYRIUM
HIGH PRESSURE TANK

全身で感じる「高気圧と酸素」のチカラ
美容・健康・ストレス解消の為に…

高品質

無駄を省いた使いやすい設計

静音性


約40dbの騒音レベル

省エネ

消費電力220Wのエコ仕様

省スペース

制御装置一体型



業務用モデル

オキシリウムプラス

KW-801 **3,400,000円**

気圧4段階選択可能 (10・20・30・35kpa)
業務用酸素カプセル

業務用ハイスぺックモデル

オキシリウムメディカル1.5

KW-802 **4,860,000円**

クラス最高気圧50kpa (20・30・40・50 kpa)
鍼灸接骨院、医療機関向け酸素カプセル

項目	OXYRIUM PLUS	OXYRIUM MEDICAL 1.5
カプセル寸法	210 (横) × 76 (奥行) × 80 (高さ) cm	
カプセル寸法容積	約900リットル	
カプセル重量	約90kg	約100kg
制御装置寸法	65 (横) × 12 (奥行) × 94 (高さ) cm	
制御装置重量	約30kg	
加圧ポンプ寸法	22 (横) × 38 (奥行) × 38 (高さ) cm	
加圧ポンプ	50リットル/min 最大400kpa	
電源	AC100V 50/60Hz 220W (最大436/477W)	
カプセル材質	アルミニウム 一体型 全溶接仕上げ	
加圧制御	電磁弁制御	
安全装置	安全弁・手動排気弁・停電時開放式	
設定気圧	1.1/1.2/1.3/1.35気圧	1.2/1.3/1.4/1.5気圧
加圧タイマー	20分～180分	
機能	加圧、減圧スピード調整、耳抜きサポート、加圧タイマー	
クーラー	内部操作パネルのスタート/ストップスイッチ押下により	
スタート/ストップ	運転/停止	
酸素濃縮器	内部操作パネルのスイッチ押下により運転/停止	
スタート/ストップ	※加圧ポンプ動作時のみ運転	

※搬入時の開口は最低79cm幅以上必要です。

※OXYRIUM (高気圧酸素カプセル) は医療機器ではありません。

一般の方でもご利用頂けます。

※kpa (キロパスカル) とは気圧の国際単位です。

10kpaは1.1気圧、20kpaは1.2気圧、30kpaは1.3気圧、50kpaは1.5気圧となっています。

ミナト医科学独自のラウンドチルト方式

スーパートラックはラウンドチルト方式※を採用。
円の動きでそっとチルティングし、患者様により安心感をあたえます。
ゆりかごの中でやさしく牽引を受けるような心地良さと適切な治療の追求から生まれたカタチです。

※ラウンドチルト方式はミナト医科学独自のチルティング方式です。

- 安定した姿勢を保つ脚保持機能
- 自動的に脇アームを脱着するオートスイングアーム機構
- 治療手順の音声案内とリラクゼーションサウンド
- 安心の停止スイッチ

1台で腰椎牽引も
頸椎牽引も行える
2wayタイプ



頸椎牽引機能

治療部位に応じた角度で頸椎牽引

シートの傾きをコントロールすることで、治療部位に適した角度で治療を行います。

治療部位	上位頸椎	中位頸椎	下位頸椎
牽引角度	10°~15°	15°~30°	30°~40°

牽引力を効率良く伝える頸椎装具

伸縮素材によりフィット感が向上し、アゴへの負担を軽減します。

角度設定機能

10°~40°の間で7段階に設定が可能です。

牽引ベルトセンサによる検知機能

牽引部位の誤設定を防ぎます。

腰椎牽引機能

仰臥姿勢への移動がより安心に

頭部の動きを小さくしたことで不安感を軽減しました。

脳への負担を軽減

牽引時に背マットと脇パッドが一体となって移動。上体をしっかりホールドできることにより、牽引時の脳への負担を軽減します。

牽引ベルトによる牽引

治療姿勢を容易に維持したまま、よりリラックスした状態で治療が行えます。

省スペースと、より自由なレイアウト

稼働時に背面へ倒れ込むためのスペースを必要としないスーパートラックは、従来機よりも設置レイアウトの自由度が高まります。壁際に配置したり、フロアの中央に他の機器と隣接してレイアウトすることも可能です。

能動型自動間欠牽引装置 スーパートラック ST-3CL

KR-267 3,220,000円

(クラスⅡ/特管) 認証番号 229AABZX00066000

電 撃 保 護	クラスⅠ機器 B形装着部
定 格 電 源 電 圧	AC100V 50/60Hz
お よ び 周 波 数	
電 源 入 力	240VA
腰 椎 牽 引 力	50~990N (5.1~101 kg) 10N単位
頸 椎 牽 引 力	10~250N (1.02~25.5 kg) 10N単位
治 療 タ イ マ	1~99分または連続 1分単位
牽 引 持 続 時 間	0~99秒または連続 1秒単位
牽 引 休 止 時 間	0~99秒 1秒単位
安 全 装 置	挟み込み検出機能、異常作動検出機能
外 形 寸 法	幅770×奥行1,550(最大チルティング時1,900)×高さ1,950(mm)
質 量	215kg(操作パネル除く)
お も な 機 能	手元停止スイッチ 停止スイッチ 脚保持機能(エアバッグ) 腰マットの冷感緩和機能 腰ベルトの自動巻取り機能 首枕の冷感緩和機能 休止牽引力の設定機能 牽引力の上限値設定機能 ゆるやかモードの設定機能 ステップモードの設定機能 CSTモードの設定機能 頸椎牽引ポジションの設定機能 電子音による警報発生機能

椅子にすわった姿勢で、そのまま牽引

人にやさしい高機能を実現

~患者さんへの思いやり/医療スタッフに手間を大幅軽減~

椅子にすわる姿勢でそのまま治療開始(PAT.P)

自動間欠牽引装置 スーパートラック ST-2LDXB

KR-266 2,280,000円


(クラスⅡ/特管) 認証番号 220AGBZX00018000



電撃に対する保護の形式による分類	クラスⅠ機器
電撃に対する保護の程度による装着部の分類	B形装着部
定格電源電圧及び周波数	AC100V 50/60Hz
電源入力	260VA
牽引力	50~990N (5.1~101 kg) 10N単位
牽引方式	間欠牽引及び持続牽引
治療タイマ	1~99分または連続(1分単位)
牽引持続時間	0~99秒または連続(1秒単位)
牽引休止時間	0~99秒(1秒単位)
安全装置	安全リモコンスイッチ 異常作動検出回路(挟み込み検出回路含む)
本体寸法(操作部除く)	幅720×奥行1,560×高さ1,445mm
質量	153kg

セッティングの大幅な軽減

従来の水平ベッド型牽引装置に比べ、わずか2行程でセット完了。忙しい医療スタッフの作業時間短縮に貢献します。



ST-2L Aセット例

※操作パネルの位置はタイプにより異なります。

※写真は、頸椎牽引一人用との組み合わせ例です。頸椎牽引二人用との組み合わせもあります。

牽引装置



1人用モデルのスタンダード

1人用最新モデルのTC-30Sは、腰椎牽引または頸椎牽引を、ワイヤーを掛け替えて選択使用出来ます。TC30Dの高機能をそのまま備えた1人用モデルです。

電動自動間欠牽引装置

トラックタイザー TC-30S Aタイプ (1人用)

KR-219 **1,430,000円**

[クラスⅡ/特管] 認証番号 22000BZX00834000

電 源	AC100V 50/60Hz
電 源 入 力	180VA
最 大 牽 引 力	990N (99kg)
安 全 装 置	安全リモコンスイッチ、異常動作検出回路
本 体 寸 法	幅314×奥行572×高さ872 (mm) (組立後の高さ2,082mm)
ベ ッ ド 寸 法	幅560×奥行2,127×高さ575 (mm)
質 量	本体42kg ベッド38kg
付 属 品	ボール、ボールコーナーセット、ボールワイヤーガイド、ボールランプ、頸椎用装具、腰椎用装具、ハンガー(大・小)、イス、保温バック、ベッド一式(アシストベースはオプションです。)

腰椎牽引、頸椎牽引

TC-6は、マイコン制御のコンパクトで使いやすい省スペースタイプです。脇をやさしく抱き込むように上半身を固定する脇装具は、脱着も簡単で患者の腕の負担も軽減できます。オイルダンパーマットスライド機構のベッドは人手を借りずにマットを固定する手間がはぶけるため、有効に活用していただけます。

電動自動間欠牽引装置

トラックタイザー TC-6 (1人用)

[クラスⅡ/特管] 認証番号 2000BZX00836000

TC-6A KR-216 **1,100,000円**

腰椎牽引、頸椎牽引用セットです。

TC-6B KR-268 **1,050,000円**

腰椎牽引用セットです。

TC-6C KR-216B **850,000円**

頸椎牽引用セットです。

電 源	AC100V 50/60Hz
電 源 入 力	50VA
最 大 牽 引 力	600N (60kg)
安 全 装 置	安全リモコンスイッチ、異常動作検出回路
本 体 寸 法	幅360×奥行530×高さ650 (mm)
ベ ッ ド 寸 法	幅560×奥行2,127×高さ575 (mm)
質 量	本体36kg ベッド38kg

●アシストベースはオプションです。



●専用部品



① アシストベース・グレー

KR-221 **16,000円**

② 椅子・TC-M用

KR-222 **3,600円**

③ 椅子・TC-Ui用

KR-264 **6,500円**

④ 腰椎牽引用ハンガー

KR-224 **6,000円**

⑤ 頸椎牽引用ハンガー

KR-223 **4,500円**

⑥ 頸椎装具

KR-226 **10,000円**

⑦ 脇装具・グレー

KR-228 **8,000円**

⑧ 腰装具・グレー

KR-231 **25,000円**

⑨ 胸装具・グレー

KR-230 **25,000円**

テーピング用品



バトルウィン テーピングテープ C-タイプ<非伸縮>

固定用

関節可動域の制限や固定に使用するテープです。
微小孔つきで透湿性があり、耐汗性にすぐれています。

CH-12 12mm×12m・1箱(36巻)

KN-751A 5,400円

CH-19 19mm×12m・1箱(24巻)

KN-751B 5,280円

CH-25 25mm×12m・1箱(24巻)

KN-751C 7,200円

C-38 38mm×12m・1箱(12巻)

KN-751D 4,680円

C-50 50mm×12m・1箱(12巻)

KN-751E 6,120円



バトルウィン テーピングテープ E-タイプ<伸縮>

肩・膝等の
関節用

可動域の大きい部位や柔軟性を必要とする膝、肘、肩
などに使用します。過度な圧迫感があり、最適な伸縮
テープです。

E-25 25mm×4m・1箱(24巻)

KN-752A 8,640円

E-50 50mm×4m・1箱(12巻)

KN-752B 8,280円

E-75 75mm×4m・1箱(12巻)

KN-752C 12,600円



バトルウィン アンダーラップテープ <非粘着>

U-70

KN-754 4,800円

体毛のある部位やテープによるアレルギー反応のある人
に対して、皮膚を保護するために使用します。剥離時の
不快な痛みを防ぎ、皮膚への刺激をやわらげます。70mm
×25m・1箱(12巻)

バトルウィン・スプレー・フォームラバー・トレーナーズバッグ



フォームラバー(5枚)

KN-327B 4,250円

- 衝撃の吸収やストレスポイントの緩和に適したソフトタイプ。
- 部位に合わせてはさみでカットし、テーピングで固定して使用します。
- 優れた緩衝効果と保護効果を発揮します。

サイズ：巾20×長さ30×厚み0.7cm



バトルウィン テーピングシザーズ

KN-746 2,000円

テーピング専用ハサミ。安定性に優れ、切れ味バツグン。
抗菌剤入り樹脂使用。
全長160mm 刃長30mm



粘着スプレーA-220 (220ml)

KN-660 850円

アンダーラップの接着やテープ自体の接着力アップに。

リムーバースプレーR-300 (300ml)

KN-661 1,000円

粘着スプレーで接着したアンダーラップや固定テープ
の除去に。



スーパーコールド(ノンフロン)

500ml KN-641D 1,000円

- 打撲や捻挫に効果的。
- 痛めた部位から約20cm離し5秒間程度スプレー。
- 部位を正確に捉えるためノズルを長くし、冷却力を約20%アップ。
- 大きな噴射ボタンで素早い対応が可能。
- ガス抜きキャップ採用。



トレーナーズバッグ

ブラック KN-552B 4,800円

レッド KN-552BR 4,800円

ネイビー KN-552BN 4,800円

●個人用に揃えられた本格的なトレーナーズバッグ。
サイズ：縦13.5×横34×高さ27.5cm



トレーナーズバッグ・キット

ブラック KN-552 14,300円

レッド KN-552R 14,300円

ネイビー KN-552N 14,300円

●個人用に揃えられた本格的なトレーナーズ
バッグキット。

サイズ：縦13.5×横34×高さ27.5cm
重量：2.2kg

テーピング用品



ニトリートCBテープ25バリューパック



ニトリートCBテープ38バリューパック



ニトリートCBテープ50バリューパック



ニトリートEBテープ50バリューパック



ニトリートEBテープ75バリューパック

ニトリートバリューパック

●非伸縮（関節固定用）テープ CBテープの徳用タイプ

ニトリートCBテープ25バリューパック
(25mm×13.7m) 48個入

KN-982A **12,000円**

ニトリートCBテープ38バリューパック
(38mm×13.7m) 32個入

KN-982B **12,000円**

ニトリートCBテープ50バリューパック
(50mm×13.7m) 24個入

KN-982C **12,000円**

●伸縮性粘着テープ EBテープの徳用タイプ

ニトリートEBテープ50バリューパック
(50mm×4.6m) 24個入

KN-982E **15,360円**

ニトリートEBテープ75バリューパック
(75mm×4.6m) 16個入


KN-982F **15,360円**

筋肉や関節、じん帯、腱の機能を優しくサポート



もう一枚の新しい筋肉

KT TAPE PRO (KTテープ プロ) はアスリートにとって高いパフォーマンスを発揮するために、世界で初めて合成繊維100%の素材で開発された、新世代を担う画期的なキネシオロジーテープです。アスリートにとって疲労した全身の筋肉や関節、じん帯、腱を優しくサポートすることが重要です。



A	ブラック	E	パープル	I	レイジレッド
B	ブルー	F	グリーン	J	ソニックブルー
C	ピンク	G	イエロー		
D	ベージュ	H	オレンジ		



ジャンボロールタイプ



KTテープ プロ
ジャンボロールタイプ
(150枚)

KN-649 **13,800円**



ロールタイプ

KTテープ プロ
ロールタイプ (15枚)

KN-648 **2,200円**



パウチタイプ

KTテープ プロ
パウチタイプ (5枚)

KN-647 **850円**

水の中でも剥がれにくい強力粘着タイプ



KTテープ プロ
エクストリーム
ロールタイプ (20枚)

KU-001 **3,200円**

ジャンボロールタイプ (150枚)
KU-002 **14,800円**

テープサイズ: 5cm×25cm
カラー: ブラック

腰や太ももなど1枚で大きな部位を
カバーする2倍幅のテーピング



KTテープ プロ
ワイド (10枚入)

KU-003 **2,700円**

テープサイズ: 10cm×25cm
カラー: ブラック

ニトリートバリューパック・KTテーププロ

テーピング用品

長く密着、楽に剥がせる。



- ▶動きに追従する独自の粘着剤を使用しています。
- ▶汗や水にも粘着性を維持するため長時間の重ね貼りが可能です。
- ▶テープをはがすときの体毛抜去や角質剥離を抑えます。
- ▶ウェーブ状に粘着剤が塗られており、通気性に優れます。

筋肉保護テープ

ニトリート キネロジ® EX (化粧箱タイプ)

巾2.5cm×5m	12巻入	KN-974A	5,760円
巾3.75cm×5m	8巻入	KN-974B	5,760円
巾5.0cm×5m	6巻入	KN-974C	5,760円
巾7.5cm×5m	4巻入	KN-974D	5,760円
巾5.0cm×31.5m	1巻入	KN-974E	5,760円
巾7.5cm×31.5m	1巻入	KN-974F	8,640円

高い伸縮率、強いサポート感。

厚手高伸縮素材で貼付感UP



伸縮率190%超えまでUP!
アスリートのダイナミックな動きに負けない

- ▶動きに追従する独自の粘着剤を使用しています。
- ▶汗や水にも粘着性を維持するため長時間の重ね貼りが可能です。
- ▶テープをはがすときの体毛抜去や角質剥離を抑えます。
- ▶ウェーブ状に粘着剤が塗られており、通気性に優れます。


筋肉保護テープ

ニトリート キネロジ® PRO

巾5cm×4.5m	4巻入	ベージュ	KN-001A	6,000円
巾5cm×4.5m	4巻入	ブルー	KN-001B	6,000円
巾5cm×4.5m	4巻入	グレー	KN-001C	6,000円
巾10cm×4.5m	2巻入	ベージュ	KN-002A	6,000円
巾10cm×4.5m	2巻入	ブルー	KN-002B	6,000円
巾10cm×4.5m	2巻入	グレー	KN-002C	6,000円

通気性にすぐれた筋肉保護テープ

肩、腰、ひざなどの筋肉を爽やかにサポートします。



粘着伸縮布包帯 (筋肉保護テープ)

ニトリート キネシオロジーテープ

巾2.5cm×5m	12巻入	KN-389A	5,400円
巾3.75cm×5m	8巻入	KN-389B	5,400円
巾5.0cm×5m	6巻入	KN-389C	5,400円
巾7.5cm×5m	4巻入	KN-389D	5,400円
徳用 巾5.0cm×31.5m (1巻入)		KN-389E	5,400円
徳用 巾7.5cm×31.5m (1巻入)		KN-389F	8,100円

粘着伸縮布包帯 (筋肉保護テープ)

ニトリート キネシオロジーテープ 撥水タイプ

巾2.5cm×5m	12巻入	KN-391A	5,760円
巾3.75cm×5m	8巻入	KN-391B	5,760円
巾5.0cm×5m	6巻入	KN-391C	5,760円
巾7.5cm×5m	4巻入	KN-391D	5,760円
徳用 巾5.0cm×31.5m (1巻入)		KN-391E	5,760円
徳用 巾7.5cm×31.5m (1巻入)		KN-391F	8,640円

1. 適度な伸縮性を備えています。

伸縮性を持たせてありますので、関節などに貼っても動きを妨げません。

2. 肌にやさしい粘着剤を使用しています。


皮膚刺激の少ないアクリル系粘着剤を使用。適度な粘着力で、皮膚がひきつることなく、粘着剤が肌に残りません。

3. ウェーブ塗工を施しています。

粘着剤をウェーブ塗工していますので、通気性にすぐれ、むれにくく、かぶれにくくなっています。

ウェーブ塗工*

粘着部分と非粘着部分が交互に波状パターンを形づくように塗工しています。粘着性を保持しながら、すぐれた通気性を実現しています。



水中の競技でも使用できます。



粘着伸縮布包帯 (筋肉保護テープ) ニトリート オムニダイナミック

巾2.5cm×5m 2巻入	KN-390A	960円
巾3.8cm×5m 2巻入	KN-390B	1,440円
巾5.0cm×5m 1巻入	KN-390C	960円
巾7.5cm×5m 1巻入	KN-390D	1,440円



ニトリート アンダーラップ UW-70

KN-976	6,080円
--------	--------

1箱16巻入 巾70mm×長さ25m



ニトリートCB (関節固定用テープ)

巾1.3cm×12m 24巻入	KN-348A	3,000円
巾2.5cm×12m 12巻入	KN-348B	3,000円
巾5.0cm×12m 6巻入	KN-348C	3,000円
巾1.9cm×12m 16巻入	KN-348D	2,960円
巾3.8cm×12m 8巻入	KN-348E	2,960円



ニトリートEB (伸縮性粘着テープ)

巾2.5cm×4m 12巻入	KN-347A	3,840円
巾5.0cm×4m 6巻入	KN-347B	3,840円
巾7.5cm×4m 4巻入	KN-347C	3,840円



ニトリートEBH

(粘着伸縮布包帯・薄手ハンディカットタイプ)

巾2.5cm×4.5m 12巻入	KN-346A	3,720円
巾5.0cm×4.5m 6巻入	KN-346B	3,720円
巾7.5cm×4.5m 4巻入	KN-346C	3,720円

- 多目的に使用できる軽い圧迫力の薄手の伸縮性テープです。
- ハンディカットタイプですから、作業性に特にすぐれています。
- CBテープと併用すれば、フィット感が高まります。

一人でできるかんたんテーピング


ひざ痛の予防、パフォーマンス向上に



こんなスポーツ、こんな方におすすめ

マラソンや山登り、サッカーなどのスポーツに

- 久しぶりのスポーツ。練習不足で「ひざ」が心配な方に
- レース後半、ピッチ・歩幅が落ちるという方に
- 上り坂で足が上がらない方に
- 下り坂で「ひざ」の負担が気になる方に
- 運動による「ひざ」の痛み、関節が不安定などが気になる方に
- サポーター、装具等が使いづらい方に



ニトリート ひざかんたんスポーツ


2枚入り	KN-392	750円
10枚入り	KN-392B	2,980円

スポーツ後のケアに、軽い運動時に



こんな方におすすめです

- ウォーキングや軽運動による「ひざ」の痛み、関節が日常生活で気になる方に
- スポーツをした翌日の負担軽減に
- 仕事でひざに負担を感じる方に
- 本格的なテーピングは、うまく巻けないという方に
- サポーターだと目立ってしまう、サポーターではストッキングが履けない方に



ニトリート ひざかんたんウォーキング

6枚入り	KN-394	750円
------	--------	------

テーピング用品

ミュラー

パフォームプラス アスレチック・トレーナーズテープ

●ミュラー社最高品質非伸縮
コットンテープ●高い通気性の
ポーラス加工●硬めの使用感●
NBA、NFL、NHLのプレイヤー
のために開発された製品

お得なチームパック

38mm×13.7m 32個
KU-004A 20,160円
50mm×13.7m 24個
KU-004B 19,920円

手で
カット



少量に便利な小箱

38mm×13.7m 6個
KU-004C 3,900円
50mm×13.7m 6個
KU-004D 5,100円

ティアライトテープ50mmとの
併用でサポート力がアップ

ミュラー

ホワイトプロテープ

●日本仕様に開発された非伸縮
コットンテープ●ノンポーラス加
工●柔らかめのテープ●テープ
エッジは切りやすいギザギザ構造

お得なチームパック

38mm×13.7m 32個
KN-284A 19,200円
51mm×13.7m 24個
KN-284B 18,480円

手で
カット



少量に便利な小箱

38mm×13.7m 6個
KN-284C 4,080円
51mm×13.7m 6個
KN-284D 4,680円

テープエッジがギザ
ギザで切りやすい

大量な汗に強い

ティアライトテープ50mmとの
併用でサポート力がアップ

ミュラー

ホワイトプロ アスレチックテープ

●日本仕様に開発され
た非伸縮コットンテ
ープ●天然ゴムを使用し
ていない合成ゴム（ラ
テックスフリー）●テ
ープエッジは切りやすい
ギザギザ構造

お得なチームパック

38mm×13.7m 32個
KU-005A 12,480円
50mm×13.7m 24個
KU-005B 12,240円

手で
カット



少量に便利な小箱

38mm×13.7m 6個
KU-005C 2,340円
50mm×13.7m 6個
KU-005D 3,060円



ティアライトテープ50
mmとの併用でサポ
ート力がアップ

●日本仕様に開発された非伸縮
コットンテープ●天然ゴムを使用
していない合成ゴム（ラテック
スフリー）●汗に強い固定力



13mm×12m 24個
KU-005E 3,840円
19mm×12m 18個
KU-005F 3,960円
25mm×12m 12個
KU-005G 3,600円

ティアライトテープ38
mmとの併用でサポ
ート力がアップ

ミュラー

Mテープ チームカラー

●12色のカラーバリエーション●非伸縮
コットンテープ●多彩な用途に使用可能
●サッカーのシンガード止め等、多彩な
用途に使用可能

38mm×9.1m 32個
KN-645 19,200円

手で
カット



A ロイヤルブルー B グリーン C スカーレット D ゴールド E ブラック F オレンジ
G パープル H ベージュ I マルーン J グレー K ピンク L ネイビーブルー

ミュラー

Mラップ カラー

●テープの端から肌を守るアンダーラップ
●天然ゴムを使用していないラテックスフ
リー素材●10色のカラーバリエーション
●シンガード留めや、ヘアバンドとしても
活用いただけます。

お得なチームパック

70mm×27m 48個
KU-006 16,800円

12個入り小箱

70mm×27m 12個
KN-631 4,560円

手で
カット



ミックス

70mm×27m 12個
KN-631K 4,560円

カラー・内容量

ベージュ×3 ビッグレッド×1 ビッググリーン×1 ビッグゴールド×1 ビッグブラック×1
ビッグブルー×1 ビッグオレンジ×1 ビッグパープル×1 ビッグマルーン×1 ビッグピンク×1

A ベージュ B ビッグレッド C ビッググリーン D ビッグゴールド E ビッグブラック
F ビッグブルー G ビッグオレンジ H ビッグパープル I ビッグマルーン J ビッグピンク



テーピング用品

●掲載されている価格は **税抜き価格** です。

ミュラー エラスチックバンデージ

●4種類の幅から選べる伸縮包帯●関節、筋肉部位の固定や、アイシングの固定など様々な活用が可能●洗濯して繰り返し使用でき経済的

50mm×1.48m 10個 KN-553A 4,200円	102mm×1.48m 10個 KN-553C 7,000円
76mm×1.48m 10個 KN-553B 5,600円	152mm×1.48m 10個 KN-553D 9,200円



※製品の長さは実寸サイズです。
伸長サイズは使用法により異なります。

ミュラー ティアライトテープ

●ソフト伸縮テープ●ホワイトテープ、伸縮テープとの併用に効果を発揮●汗に強い固定力●7色のカラーバリエーション

手でカット	38mm×6.8m 32個 KN-700E 16,000円
ページュ	ページュ

お得なチームパック	50mm×6.8m 24個 KN-700A 19,200円
ページュ	ページュ

少量に便利な小箱	50mm×6.8m 6個 KN-570A 4,920円
ページュ	ページュ

お得なチームパック

50mm×6.8m 24個 KU-007 20,640円
--

A ブラック	B レッド
C ピンク	D グリーン
E ブルー	F ゴールド



少量に便利な小箱

50mm×6.8m 6個 KU-008 5,280円

A ブラック	B ピンク
C グリーン	D ブルー
E ゴールド	F レッド



ホワイトテープとの併用で、それぞれのテープの機能を相互に向上します。

お得なチームパック

76mm×6.8m 16個 KN-700B 18,400円

ページュ	ページュ
76mm×6.8m 16個 KN-700D 20,000円	ブラック



少量に便利な小箱

76mm×6.8m 4個 KN-570C 4,680円

ページュ	ページュ
76mm×6.8m 4個 KN-570E 5,080円	ブラック



ミュラー テープラップ プレミアム

●糊不使用の自着性伸縮テープ●固定性の強弱を調整可能●かぶれにくい素材●緊急時の出血時にキズパッドとあわせて使用できます。

50mm×5.45m 24個 KN-630A 11,280円
76mm×5.45m 16個 KN-630B 11,520円



手でカット



アンダーラップよりも強いベースを作ることが可能

自着性で巻き直しが可能

50mm×5.45m 24個 KU-009 11,760円

A グレー	B ブラック	C ページュ
D ブルー	E レッド	

テープカッターエコノミー & 替刃

●すばやくテープをカットできるカッターです。●耐久性のあるナイロンボディに、ステンレスの刃がついています。●事前にワセリンを少しボディ部分に塗っておくと、スムーズにカットできます。


テープカッターエコノミー 長さ16cm KN-773A 1,100円
替刃 長さ3.8cm 1個(10枚入り) KN-773B 900円



フェルト のり付き

●裏面のシールをはがして使う糊付きのフェルトです。●3mmと6mmの厚さがあります。

厚さ3mm×幅15cm×長さ227cm	
KU-010B	7,500円
□ーロール状	
厚さ6mm×幅15cm×長さ227cm	
KU-010C	9,900円
□ーロール状	



厚さ3mm×幅15cm×長さ30cm(4枚入) 厚さ6mm×幅15cm×長さ30cm(4枚入) KU-010D 7,200円
板状バラエティーパック

フォームラバーオープン セル セット品

●気泡状に成型した軽量ラバーの緩衝材です。はさみでカットして使用します。●使いやすい3種類の厚さをセットにしました。

厚さ6mm×幅15cm×長さ30cm(2枚入)
厚さ12mm×幅15cm×長さ30cm(2枚入)
厚さ25mm×幅15cm×長さ30cm(1枚入)
KU-011 5,000円



フォームラバー ひざ用

●衝撃の吸収やストレスポイントの緩和に適したソフトタイプ。●ひざに合わせてテーピング等で固定して使用。●優れた緩衝効果と保護効果を発揮。

巾12cm×長さ17cm× 厚み0.7cm×穴直径4cm(3枚入) KU-012 1,350円
--



テーピング用品



剥離紙の1cm角の目
眼が、カットの目安
になります。



ベネファクト (伸縮性粘着包帯)

2号白 2.5 cm×5m×12巻入 KN-281A 4,000円	2号肌 2.5 cm×5m×12巻入 KN-281E 4,000円
3号白 5.0 cm×5m× 6巻入 KN-281B 4,000円	3号肌 5.0 cm×5m× 6巻入 KN-281F 4,000円
6号白 3.75 cm×5m× 8巻入 KN-281C 4,000円	6号肌 3.75 cm×5m× 8巻入 KN-281G 4,000円
4号白 7.5 cm×5m× 4巻入 KN-281D 4,000円	4号肌 7.5 cm×5m× 4巻入 KN-281H 4,000円



ハイラテ (粘着性伸縮包帯)

白 2.5 cm×5m×12巻入 KN-759A 5,300円	肌 2.5 cm×5m×12巻入 KN-759E 5,500円
白 3.75 cm×5m× 8巻入 KN-759B 5,300円	肌 5.0 cm×5m× 6巻入 KN-759G 5,500円
白 5.0 cm×5m× 6巻入 KN-759C 5,300円	肌 7.5 cm×5m× 4巻入 KN-759H 5,500円
白 7.5 cm×5m× 4巻入 KN-759D 5,300円	



ワーデル (粘着性伸縮包帯)

巾2.5 cm×5m×12巻入 KN-304A 4,500円	巾5.0 cm×5m×6巻入 KN-304C 4,500円	巾10 cm×5m×3巻入 KN-304E 4,500円
巾3.8 cm×5m×8巻入 KN-304B 4,500円	巾7.5 cm×5m×4巻入 KN-304D 4,500円	

撥水タイプ ウェーブ状粘着剤

水に強い撥水加工タイプで重ね貼り
も可能です。



ファルマテックス® (青)

25.0 mm×5.0 m×12巻	KN-004A 4,200円
37.5 mm×5.0 m×8巻	KN-004B 4,200円
50.0 mm×5.0 m×6巻	KN-004C 4,200円
75.0 mm×5.0 m×4巻	KN-004D 4,200円

非撥水タイプ ウェーブ状粘着剤

伸び率約150%の高い伸縮性で、関
節や筋肉などの動きを妨げず、どの
部位に対してもフィットします。



ファルマテックス® (赤)

25.0 mm×5.0 m×12巻	KN-005A 4,000円
37.5 mm×5.0 m×8巻	KN-005B 4,000円
50.0 mm×5.0 m×6巻	KN-005C 4,000円
75.0 mm×5.0 m×4巻	KN-005D 4,000円
50.0 mm×32 m×1巻〈業務用〉	KN-005E 4,000円

撥水タイプ ウェーブ状粘着剤

接肌面積比率約82%により通気性
が良く肌への負担が少ないテープ。



ファルマテックス® (緑)

25.0 mm×5.2 m×12巻	KN-979A 3,000円
37.5 mm×5.2 m×8巻	KN-979B 3,000円
50.0 mm×5.2 m×6巻	KN-979C 3,000円
75.0 mm×5.2 m×4巻	KN-979D 3,000円
50.0 mm×32 m×1巻〈業務用〉	KN-979E 3,000円

ベネファクト・ハイラテ・ワーデル・ファルマテックス

テーピング用品



長く密着、楽に剥がせる。

筋肉保護テープ
ニトリート キネロジ® EXカラー (プリスターパック)

巾5.0cm×4m	ブラック	6巻入	KN-975E	5,640円
巾5.0cm×4m	ブルー	6巻入	KN-975F	5,640円
巾5.0cm×4m	レッド	6巻入	KN-975G	5,640円
巾5.0cm×4m	イエロー	6巻入	KN-975H	5,640円
巾5.0cm×4m	オレンジ	6巻入	KN-975I	5,640円



▲プリスターパック

撥水&しっかり固定。
幅広い用途で活躍するオールマイティテープ

固定(粘着)力	しっかり固定の
弱 中 強	70 デニール

伸縮固定テープ
3M™ マルチポア™ スポーツ

25mm×5m	12巻入	KN-230D	3,600円
37.5mm×5m	8巻入	KN-230E	3,600円
50mm×5m	6巻入	KN-230A	3,600円
75mm×5m	4巻入	KN-230B	3,600円
50mm×33m	1巻入	KN-230C	3,600円

肌へのなじみやすさ・
かぶれにくさにこだわった
キネシオロジーテープ

固定(粘着)力	皮膚感覚の
弱 中 強	40 デニール

伸縮固定テープ
3M™ マルチポア™ スポーツライト

25mm×5m	12巻入	KN-231E	3,000円
37.5mm×5m	8巻入	KN-231A	3,000円
50mm×5m	6巻入	KN-231B	3,000円
75mm×5m	4巻入	KN-231C	3,000円
50mm×33m	1巻入	KN-231D	3,000円



固定用として・外科処置用として・テーピング用として

粘着性伸縮包帯
ユティール®

ガーゼ・パッド・翼状針等の固定、副木や義足等の固定、その他圧迫固定、テーピング等に幅広く使用できます。

ホワイト	特小A	2.5cm×5m	12巻入	KN-980A	3,500円
ホワイト	特小H	3.75cm×5m	8巻入	KN-980B	3,500円
ホワイト	小	5.0cm×5m	6巻入	KN-980C	3,500円
ホワイト	中	7.5cm×5m	4巻入	KN-980D	3,500円
ホワイト	大	10.0cm×5m	3巻入	KN-980E	3,500円
ホワイト	特小B	1.25cm×5m	24巻入	KN-980F	3,500円
スキンカラー	特小A	2.5cm×5m	12巻入	KN-768A	3,500円
スキンカラー	特小H	3.75cm×5m	8巻入	KN-768B	3,500円
スキンカラー	小	5.0cm×5m	6巻入	KN-768C	3,500円
スキンカラー	中	7.5cm×5m	4巻入	KN-768D	3,500円
スキンカラー	大	10.0cm×5m	3巻入	KN-768E	3,500円
スキンカラー	特小B	1.25cm×5m	24巻入	KN-768F	3,500円




ニトリート・3M・ユティール


テーピング用品

スポーツや医療分野で活躍中


クロススパイラルテープからエクセルテープと変更になりました。
方向性が重要な機能が打ち抜き加工により、使い勝手が容易になりました。




Aタイプ



Bタイプ



Cタイプ



Dタイプ

エクセルスパイラルテープ

Aタイプ 3×4本 20枚×20シート

KN-381A **3,300円**

Bタイプ 3×4本 12枚×20シート

KN-381B **3,300円**

Cタイプ 5×6本 6枚×30シート

KN-381C **3,300円**

Dタイプ 7×8本 6枚×30シート

KN-381D **3,300円**



スパイラテックス 75mm巾×5m (1巻)

KN-300 **1,850円**

巾スリット入 (1巻)

KN-300H **3,000円**

3mmごとにスリットが入っています。



貼るだけで気の流れを整える

カブレ防止

テーピングはカブレると言う概念を「フミン粒体」により大幅に軽減。

トルマリン+セラミック+Xパウダー

トルマリン粒体と天然セラミックス粒体のハイブリット配合により微弱電流が発生し、健康に不可欠なマイナスイオンと吸収しやすい波長の遠赤外線を発生させます。

TTパワーテープ (1箱6巻)

5cm×5m

KN-385 **8,640円**



足を乗せただけで筋の正常化を実現。



筋の機能の正常化 (起立テスト) をしているところ。



気になる筋肉・関節に切って貼るだけ！

首・型・腰・ひざ・ひじ・ふくらはぎ・アキレス腱

筋肉・関節をサポート !!

Infinity Balance マルチパワーテープ (1巻)

5cm×5m

KK-715 **5,000円**

infinityBalance (インフィニティバランス) とは

世界のある特定の場所でのみ採取できる自然界に存在する貴重な天然資源を粒子化し特殊加工を施すことにより、よりバランスパワーを高め、無限大のバランスパワーを持つパワー微粒子を作り出すことに成功しました。この粒子を「パワー粒子パウダー」と名付けました。本テープにはこのパウダーが練り込まれています。

チタンを粘着面にコーティングしたボディーテープ



ファイテン パワーテープ

70マーク入り

KN-306 **700円**

1000マーク入り

KN-306D **7,000円**



ファイテン パワーテープX30

50マーク入り

KN-532 **1,000円**



通常の約30倍の濃度でアクアチタンを含浸した「パワーテープ」のパワーアップバージョン

温冷どちらでも使えるやわらかパッド



ホット＆
クールパッド
Sサイズ

KK-725 **1,000円**
12×29×2cm 重量 約350g
カラー：グリーン



ホット＆
クールパッド
Lサイズ

KK-726 **1,800円**
20×30×2cm 重量 約760g
カラー：グリーン



ホット＆
クールパッド
LLサイズ

KK-727 **3,000円**
33×40×2cm 重量 約1200g
カラー：グリーン

- 電子レンジで1～2分 (40℃)
- 冷凍庫約1時間



ホット＆
クールパッド
首肩用

KK-728 **2,000円**
幅17×長さ53×厚み1.5cm 重量 約600g
カラー：グリーン

【材質】表地：ポリエステル65%・コットン35% 裏地：天然ゴム100% 内袋：ナイロン100% フチ布：ポリエステル65%・コットン35% ジェル：セルロース100%

アイシングに… 発熱に…。
打撲・捻挫・肉離れなどの応急手当に…。

スノーパック・クール

S (10個) 105×105mm 100g

KK-482 **2,000円**

M (4個) 160×160mm 250g

KK-483 **1,400円**

L (2個) 160×280mm 500g

KK-484 **1,250円**



保冷材&専用固定サポーター

- くりかえしご使用頂けます。
- 特殊ジェルが、ソフトな使用感を保ちます。
また、-15℃までは凍らずに柔軟性を維持します。



ソフラクール®
サポーター (1枚)

KK-572 **2,400円**

適応範囲 30cm×55cm

膝や肘などの関節部位にご使用の場合には専用サポーター「ソフラクールサポーター」をお薦めします。



ソフラクール®
パック (2個入)

KK-571 **2,400円**

15cm×25cm

アイシング&温熱をトータルサポート

- 温めとアイシングの両方に使える。
- 繰り返し使える無毒性ジェルパック
- 凍らせても固くならないジェルタイプ

COLD

冷凍庫で最低1時間冷やしてください。室内で約45分程度持続します。但し、30分以上連続で使用しないでください。

HOT

電子レンジで約1分+10～20秒湯せんの場合30秒以上ひたしてお好みの温かさで使用します。30分以内の使用にしてください。



抗菌繊維を使用

コンフォートラップS

KK-688 **3,500円**

15.24×15.24cm

コンフォートジェル 付き

オールインワン製品

【使用例】

手首、肩、足首、足、ひざ、ふくらはぎ、すね、ひじ、
子どもの太もも



抗菌繊維を使用

コンフォートラップM

KK-689 **4,000円**

15.24×25.4cm

コンフォートジェル 付き

オールインワン製品

【使用例】

肩、足首、足、ひざ、ふくらはぎ、
ひじ、腕・太もも



抗菌繊維を使用

コンフォートラップ
背中・腰・腹部用

KK-690 **4,900円**

15.24×25.4cm

コンフォートジェル2個 付き

【使用例】

背中、腰、腹部



抗菌繊維を使用

コンフォートラップ
多目的用

KK-691 **3,000円**

11.43×26.67cm

コンフォートジェル 付き

【使用例】

肩、背中、手首、ひざ、ひじ、首、
足首、小柄な方や子どもに



コンフォート
ジェルパックS

KK-692 **1,000円**

サイズ：15.24×15.24cm



コンフォート
ジェルパックM

KK-693 **1,100円**

サイズ：15.24×25.4cm



コンフォート
ジェルパック多目的

KK-694 **1,000円**

サイズ：11.43×26.67cm

コンフォートラップ・スノーパック・ホット&クールパッド



バイオメカニクスに基づいて開発されたインソール。フィットFITインソールは、アーチのたわみを制御することで運動機能を効果的に促進します。

Sof Sole® FIT 開発のコンセプト

足関節のプロネーション(回内運動)を制御するインソール
アーチの高さで選び、それぞれの競技者の問題点を修正します。

- 1 アーチの高さで選ぶ**
FIT ボードを使用して、アーチの高さを計測しタイプに合ったインソールを選ぶ
- 2 アーチ&ヒールの異なる硬度から、足関節のプロネーション(回内運動)を適正な範囲内で制御**
アーチ&ヒールのEVAフォームは65、60、55と異なる硬度で設計
- 3 ねじねを制御し、復元性を高めストレスのない柔軟性を実現**
アーチプレートにナイロンファイバーを使用



プロネーション(回内運動)の制御について

FITは100万人以上の足を研究し、アーチの種類を3タイプに分類しました。ニュートラルは全体の約58%で、このタイプは比較的アーチのプロネーション(回内運動)の制御がとりやすいと言えます。ローアーチは約30%、ハイアーチは約12%ですが、足に元々備わっているアーチのクッション機能が働きにくく、関節に障害が起こりやすいことが分かります。FITは3タイプに起こりやすい問題点に、細やかな対応機能を備えています。

■FIT ボードの機能と特長

FIT ボードは、足底部の熱を感知し、簡単な方法で正しくアーチのタイプを割り出すことができるので、お客様にぴったりのFIT インソールをおすすめすることができます。

アーチに合わせたインソールを選ぶ必然性

アーチの高さ・形状には個人差があります。アーチに高さ合わないインソールは、運動パフォーマンスの低下とアーチ部位の痛みを引き起こします。FIT インソールは、アーチの高さから個人に合う最適なインソールを選ぶことができます。



FIT ボード
KN-945 **18,000円**
幅400×高さ20×奥行400mm

■使用方法

- 1** 両足の靴を脱ぎます。靴下は履いたままです。
- 2** ゆっくりとFIT ボードに乗り、そのまま約15秒間待ちます。
- 3** ゆっくりとFIT ボードから降ります。この痕跡の形によって、アーチタイプがわかります。

■アーチのタイプ



アーチで選べる3つのタイプ

ローアーチ タイプ

硬い構造のアーチ&ヒールがオーバープロネーション(過回内)を制御し理想的なアーチの動きに変換



2.8cm

フィットFIT-II ローアーチ

男女兼用	XS	~23cm	KN-983	3,980円
	S	23~24.5cm		
	M	24.5~26cm		
	L	26~27.5cm		
	XL	27.5~29cm		

ニュートラルアーチ タイプ

疲労の蓄積時にアーチの低下を予防安定したアーチのたわみを繰り返す



3.0cm

フィットFIT-II ニュートラルアーチ

男女兼用	XS	~23cm	KN-984	3,980円
	S	23~24.5cm		
	M	24.5~26cm		
	L	26~27.5cm		
	XL	27.5~29cm		

ハイアーチ タイプ

足部関節の硬い動きをスムーズにオーバーサビネーション(過回外)の動きを制御



3.3cm

フィットFIT-II ハイアーチ

男女兼用	XS	~23cm	KN-985	3,980円
	S	23~24.5cm		
	M	24.5~26cm		
	L	26~27.5cm		
	XL	27.5~29cm		

ウォーキング/ワーク

中が平坦な底のシューズに最適な呼吸するジェルインソール3/4サイズは、アーチを支え快適な足裏の環境を作ります。蜂の巣状のGEO GEL™は、呼吸をしているかのように靴内の空気の流れを良くし、優れたクッションングで疲労を軽減。今使用しているシューズを快適にします。

アーチの動きをスムーズにし正しい姿勢へと導くスタビリティ構造



呼吸するジェルインソール 3/4サイズ (1組)

男性用 KN-986A 1,500円
サイズ: フリーサイズ (25.0~31cm)

女性用 KN-986B 1,500円
サイズ: フリーサイズ (22.0~27cm)



ウォーキング

歩行時に一番体重がかかる踵に注目したインソール。かかとを包み込んで安定させることでズレによる疲れを防ぎ、二重構造のジェルクッションで衝撃を吸収します。フルインソールの入らない小さなシューズにも対応します。



ジェルヒールカップ (1組)

男性用 KN-956A 1,280円
サイズ: フリーサイズ (25~30cm)

女性用 KN-956B 1,280円
サイズ: フリーサイズ (22.5~28.5cm)

ウォーキング/ワーク

足裏の筋膜に弾力性が無いと、かかと痛、アキレス腱痛、ふくらはぎ痛につながります。更に、左右の足の動きに差が出るため、腰痛や膝痛へと発展します。アーチを持ち上げる事により、足指を活性化させ、早期に悪い状態を改善していきましょう。



アーチを持ち上げるインソール (1組)

男性用 KN-987A 1,990円
サイズ: フリーサイズ (25.0~31cm)

女性用 KN-987B 1,990円
サイズ: フリーサイズ (22.0~27cm)

室内球技

着地の強い衝撃を特許エアークラウドSKYDEX®が吸収、スタビリティプレートがアーチの倒れ込みを制御し、前足部のジェルが踏み出し動作を滑らかにします。スピード変化の激しいスポーツに向いており、スピードを生かしつつ関節の負担を軽減することが可能です。



エアークラウド プラス (1組)

男性用 KN-954A 2,980円
サイズ: M (24.5~26.0cm)、L (26.0~27.5cm)
XL (27.5~29.0cm)

女性用 KN-954B 2,980円
サイズ: M (23.0~24.5cm)

ランナー/室内球技

Sof Sole® だけの独占エアークラウドSKYDEX®を搭載したU字型スタビリティプレートは、踏み込み時のねじれをしっかりサポート。



エアークラウド (1組)

男女兼用 KN-988 2,980円
サイズ: S (22.5~24.0cm)、M (24.5~26.0cm)
L (26.5~28.0cm)

ランナー/室内球技

Athlete™は、ランニングの基本モデル。前足部とヒールのジェルが衝撃を吸収し、次の動きに変えるエネルギーリターン構造が特長です。軽量でありながら着地衝撃の負担を軽減し、エネルギーを効率的に運動能力へ伝えます。



アスリート (1組)

男性用 KN-908A 1,980円
サイズ: M (25.0~26.5cm)、L (27.0~28.5cm)
XL (29.0~30.5cm)

女性用 KN-908B 1,980円
サイズ: M (23.0~24.5cm)、L (25.0~27.0cm)

ランナー/室内球技

Arch™は、すべての運動の基本となる足のアーチを補強したモデル。高めに設計されたアーチとジェルスタビライザーが、室内スポーツのピボットフットを強くサポート。疲労を軽減し強いグリップで足底部のねじれを抑制します。急激なストップ、ダッシュの多い競技に最適。



アーチ (1組)

男性用 KN-909A 1,680円
サイズ: M (25.0~26.5cm)、L (27.0~28.5cm)
XL (29.0~30.5cm)

女性用 KN-909B 1,680円
サイズ: M (23.0~24.5cm)、L (25.0~27.0cm)

ウォーキング/ワーク

足裏が呼吸する構造のAirr® Gel Honeycomb™は長時間の荷物の持ち運び時や、悪路での作業におすすめです。軍隊でも多く使用されています。



エアージェル ハニーコンボ (1組)

男女兼用 KN-989 2,480円
サイズ: S (22.5~24.0cm)、M (24.5~26.0cm)
L (26.5~28.0cm)

治療補助用品 (インソール・ソルボ)



歩きながら足のトラブルを予防する“DSISパッド”

治療の現場から生まれたDSISは足のトラブルに悩む人の必須アイテムです

- 回内・回外の過度な動きを補整し、歩行を楽にする。
- 足指を使う歩行を促して運動性を高め、足のトラブルを予防し、回復を補助する。
- DSISパッドを組み合わせて、正しくバランスのよい動きを引き出す。



内側アーチと横アーチをもつパッド



DSIS 2軸アーチ パッド

KJ-569 (各サイズ5ペア入)

- 踵を接地した後、小趾方向への重心移動をします。(足部を回外させる)

2S (22.0~23.0cm)	3,600円
S (23.5~24.5cm)	3,600円
M (25.0~26.0cm)	4,000円
L (26.5~27.5cm)	4,400円
2L (28.0~29.0cm)	4,800円



内・外・横、3つのアーチにかかと部分をプラス。



DSIS ロングアーチ パッド


KJ-560 (各サイズ5ペア入)

- 踵を接地した後、母趾方向への重心移動をします。(足部を回内させる)
- 進行方向に重心移動させることにより、反対脚への重心移動をしやすく(蹴りやすく)し、オーバーサビネーション(過回外)を防ぎます。

3S (20.5~21.5cm)	5,500円	M (25.0~26.0cm)	5,500円
2S (22.0~23.0cm)	5,500円	L (26.5~27.5cm)	5,500円
S (23.5~24.5cm)	5,500円		



内側アーチ、外側アーチ、横アーチをもつパッド



DSIS 3軸アーチ パッド

KJ-570 (各サイズ5ペア入)

- 踵を接地した後、母趾方向への重心移動をします。(足部を回内させる)

2S (22.0~23.0cm)	3,600円
S (23.5~24.5cm)	3,600円
M (25.0~26.0cm)	4,000円
L (26.5~27.5cm)	4,400円
2L (28.0~29.0cm)	4,800円



歩くとき、特に蹴りやすくなり(蹴り足)、蹴りにくくなり(止め足)するためのパッド

いろいろな微調整を目的として使用します

スムーズな重心移動を可能にするためのパッド


踵を安定させ、スムーズな重心移動を可能にします



DSIS 前足ウェッジパッド (10個入)

KJ-571
3,200円



前足部を回内、回外させるときに使用します。サイズ/フリー



DSIS LTウェッジパッド (10個入)

KJ-572
1,600円

半円形のもので、中足骨頭手前、立方骨下端部や小趾MP関節手前などに使用します。サイズ/フリー



DSIS Rウェッジパッド

KJ-573 (各サイズ10個入)

かかとが接地したときの移動方向を変えるときに使用。また、内側と外側の組み合わせにより、ヒールをカップ状にしてかかとを安定させることも可能です。

A 3*サイズS	2,600円	D 5*サイズS	2,600円
B 3*サイズM	3,200円	E 5*サイズM	3,200円
C 3*サイズL	3,800円	F 5*サイズL	3,800円

※高さ3mmと5mmの2タイプがあります。高さが不足する場合は、ブレンシートを切って付け加えます。



DSIS ヒールウェッジパッド

KJ-830 (各サイズ10個入)

- ヒール部がカップ状となり踵を安定させます。
- 前方への重心移動がスムーズになります。
- アキレス腱への負担を軽減させます。

A 3*サイズS	3,200円	D 5*サイズS	3,200円
B 3*サイズM	3,200円	E 5*サイズM	3,200円
C 3*サイズL	3,200円	F 5*サイズL	3,200円

※高さ3mmと5mmの2タイプがあります。高さが不足する場合は、ブレンシートを切って付け加えます。

ソルボフットケア関連商品



D-横軸アーチパッド

KJ-547 (10コ入)

- 左右兼用
- 横軸アーチの支持パッドとして使用します。

S (高さ5mm)	1,200円
M (高さ6mm)	1,400円
L (高さ7mm)	1,800円



D-縦軸アーチパッド

KJ-546 (10コ入)

- 左右兼用
- 内・外側縦軸アーチの支持パッドとして使用します。

SS (高さ6.5mm)	2,400円
S (高さ8mm)	2,800円
M (高さ10mm)	3,600円
L (高さ12mm)	4,600円




D-Rウェッジパッド

KJ-566 (10コ入)

- 左右兼用
- 踵骨後足の内側・外側にウェッジとして使用します。

A 5*サイズS	2,600円	D 8*サイズS	2,600円
B 5*サイズM	2,800円	E 8*サイズM	2,800円
C 5*サイズL	3,400円	F 8*サイズL	3,400円

軽量・通気性・衝撃吸収に
こだわり、走りやすさと
快適性を徹底的に追求。



DSIS ソルボランニングエア

MEN'S (1ペア・男性用)

KK-619 **2,400円**

カラー：レッド
サイズ：S (23.5～24.5cm)、M (25.0～26.0cm)
L (26.5～27.5cm)

軽量・通気性・衝撃吸収に
こだわり、走りやすさと
快適性を徹底的に追求。



DSIS ソルボランニングエア

WOMEN'S (1ペア・女性用)

KK-618 **2,300円**

カラー：レッド
サイズ：2S (22.0～23.0cm)、S (23.5～24.5cm)
M (25.0～26.0cm)

3つのアーチを支え、外反母趾に
よる足のトラブルを軽減する。
さわやか人工皮革使用。



DSIS ソルボ 外反母趾対策 フルインソールタイプ (1ペア)

1,800円

2S 22.0～22.5cm	アイボリー ブラック	KJ-9812S KJ-9812S
S 23.0～23.5cm	アイボリー ブラック	KJ-981S KJ-981S
M 24.0～24.5cm	アイボリー ブラック	KJ-981M KJ-981M
L 25.0～25.5cm	アイボリー ブラック	KJ-981L KJ-981L

歩きやすさと快適性を、
徹底的に追及した
ウォーキング専用



DSIS ソルボウォーキングエア

MEN'S (1ペア・男性用)

KK-589 **2,400円**

カラー：グレー
サイズ：S (23.5～24.5cm)、M (25.0～26.0cm)
L (26.5～27.5cm)

歩きやすさと快適性を、
徹底的に追及した
ウォーキング専用



DSIS ソルボウォーキングエア

WOMEN'S (1ペア・女性用)

KK-588 **2,300円**

カラー：グレー
サイズ：2S (22.0～23.0cm)、S (23.5～24.5cm)
M (25.0～26.0cm)

激しい動きに対応。
あらゆるスポーツシューズの
衝撃吸収インソール。



ソルボアスリート (1ペア)


KK-7482S～L **1,580円**

カラー：グレー
サイズ：2S (22.0～23.0cm)、S (23.5～24.5cm)
M (25.0～26.0cm)、L (26.5～27.5cm)

KK-7482L **1,700円**

カラー：グレー
サイズ：2L (28.0～29.0cm)

足の機能を高めて、足のトラブル
を軽減するビジネス・ウォーキン
グ・カジュアルシューズに最適



DSIS ソルボヘルシー フルインソールタイプ (1ペア)

1,600円

3S 22.0～22.5cm	ブラウン グレー	KJ-5833S KJ-5833S
2S 23.0～23.5cm	ブラウン グレー	KJ-5832S KJ-5832S
S 24.0～24.5cm	ブラウン グレー	KJ-583S KJ-583S
M 25.0～25.5cm	ブラウン グレー	KJ-583M KJ-583M
L 26.0～26.5cm	ブラウン グレー	KJ-583L KJ-583L
2L 27.0～27.5cm	ブラウン グレー	KJ-5832L KJ-5832L

足のトラブルの
回復補助に医療分野で
高い評価



DSIS ソルボメディ フルインソールタイプ (1ペア)

KK-587 **1,800円**

カラー：グレー
サイズ：3S (22.0～22.5cm)、2S (23.0～23.5cm)
S (24.0～24.5cm)、M (25.0～25.5cm)
L (26.0～26.5cm)、2L (27.0～27.5cm)

足のトラブルを軽減し
子供の足の健全な発育を
促進する



DSIS ソルボキッズ フルインソールタイプ (1ペア)

KK-586 **1,000円**

カラー：グレー
サイズ：A 18.0cm・B 19.0cm・C 20.0cm・D 21.0cm・
E 22.0cm・F 23.0cm・G 16.0cm・H 17.0cm・
I 15.0cm

ソルボ(衝撃吸収素材)

治療補助用品 (サポーター)

扁平足・ハイアーチなどが原因の足底部のトラブルに。



土ふまずの縦アーチをしっかりサポートして、負担をやわらげ、扁平足・ハイアーチによる足・ひざ・腰のトラブルを軽減。フィット感を重視したウール&スパンデックス使用の本体は通気性にも優れています。

ソルボタテアーチサポーター (1足入)

KJ-541 2,200円

- カラー：オフホワイト
- サイズ：S (22.5～24.5cm)
L (25.0～27.0cm)



横アーチの低下による中足骨痛や外反母趾の軽減に。



ソルボパッドが中足部の横アーチをしっかりサポートして、中足骨への負担や衝撃をやわらげます。フィット感を重視したウール&スパンデックス使用。通気性にも優れており、つらい立ち仕事も、長時間快適に過ごせます。

ソルボヨコアーチサポーター (1足入)

KJ-542 1,800円

- カラー：オフホワイト
- サイズ：S (22.5～24.5cm)
L (25.0～27.0cm)



ソルボタテアーチサポーター薄型 (1足入)

KK-203 2,200円

- カラー：オフホワイト
- サイズ：S (22.0～24.5cm)
L (25.0～27.5cm)



ソルボパッドが縦アーチを形成し、土踏まずの衝撃を緩和し、扁平足・ハイアーチなどによる足底部の痛み、だるさをやわらげます。

ソルボヨコアーチサポーター薄型 (1足入)

KK-204 1,800円

- カラー：オフホワイト
- サイズ：S (22.0～24.5cm)
L (25.0～27.5cm)



横アーチが低下している方に。ソルボパッドが横アーチを形成し、中足骨への負担をやわらげ、つま先・中足部・外反母趾の痛み・だるさをやわらげます。

O脚・X脚による足・ひざ・腰のトラブルに。




ソルボウェッジパッドがかかとの傾きを補正し、O脚・X脚を原因とするさまざまな足のトラブルを軽減します。また衝撃吸収素材ソルボがかかとの衝撃をやわらげます。フィット感と通気性に優れたウール&スパンデックス使用。

ソルボウェッジヒールサポーター (1足入)

KJ-544 3,200円

- カラー：オフホワイト
- サイズ：S (22.5～24.5cm)
L (25.0～27.0cm)



ソルボウェッジヒールサポーター薄型 (1足入)

KK-548 3,200円

- カラー：オフホワイト
- サイズ：S (22.0～24.5cm)
L (25.0～27.5cm)



O脚やX脚はねんざやひざ痛、腰痛の原因となります。ソルボパッドがかかとの衝撃をやわらげ、傾きを修正し、O脚・X脚による足・ひざ・腰の痛み、だるさをやわらげます。

かかとの衝撃とブレを抑えて、足・ひざ・腰を守る。



衝撃吸収素材ソルボがかかとの衝撃をやわらげ、さらにヒールロック機能で足首を安定させてかかとのブレを抑え、歩行時の負担を軽減。メッシュ編みで通気性も良い薄型サポーターです。

ソルボかかとくんヒールロック (1足入)

KJ-561 2,300円

- カラー：ベージュ
- サイズ：S (22.0～24.5cm)
L (25.0～27.5cm)



ソルボヒールサポーター

片足	オフホワイト	S	KJ-545S	1,200円
		L	KJ-545L	
	ネイビー	S	KJ-545BS	
		L	KJ-545BL	
1足	オフホワイト	S	KJ-545C	2,300円
		L	KJ-545D	
	ネイビー	S	KJ-545E	
		L	KJ-545F	



スポーツ時の足首の保護とかかとの痛み。かかと部に衝撃吸収素材ソルボを装着し、かかとの衝撃を緩和します。
サイズ：S (22.5～24.5cm)
L (25.0～27.0cm)

ソルボかかとくんサポータータイプ (1足入)

KJ-543P 2,300円

- カラー：ベージュ
- サイズ：S (22.0～24.5cm)
L (25.0～27.5cm)

かかと部に衝撃吸収素材ソルボを装着。薄くて丈夫なウーリーナイロン素材を採用したかかとを守る薄型サポーター。制菌効果に優れ、ソフトなサポート力があります。



フルインソール (1ペア入)

KJ-521 1,500円

つま先、踏みつけ部とかかと部を厚くしたソルボ全敷タイプです。足部全体が受ける衝撃を大幅に軽減。圧力分散性にも優れ、下肢のねじれの力、ズレの力もスムーズに吸収します。足・ひざ・腰の障害の回復・予防に。(抗菌・消臭素材使用)

S (22.0～23.5cm)、M (24.0～25.5cm)
L (26.0～28.0cm)

ヒールパッド (1ペア入)

KJ-522 700円

推進性を高めるかかと専用パッドとして、踵骨痛、アキレス腱痛、二等筋痛、腓腹筋痛、肉ばなれ等用。また、馬蹄形にカットして踵骨棘部の保護パッドとしても使用できます。(抗菌・消臭素材使用)

S (22.0～23.5cm)、M (24.0～25.5cm)
L (26.0～28.0cm)



ソルボインソールつま先 (1ペア入)

KJ-577B 470円

中足骨頭部から足趾全面にソルボインソールシートを使用。ハイヒールなどによる、つま先にかかる衝撃をスムーズに吸収します。また、外反母趾での足趾底部の圧力分散にも使用できます。(抗菌・消臭素材使用)



ソルボヒール (1ペア入)

KJ-522B 600円

ヒールパッドの軽量タイプ。スポーツにも最適です。(抗菌・消臭素材使用)
S・M・L



※1足=両足分 (1ペア) のことです。

やさしくフィットするスタンダードタイプ

中足関節をしっかりとしめるパワータイプ

薄型
予防
タイプ

片足入

シームレス生地で、低下した足裏のアーチをサポート。

縫製が少なく、段差も気にならないので、足への負担がさらに軽減しました。靴を履いても快適に使用できます。

ベージュS 21.5~23.0cm	左	KK-729BS
	右	KK-729AS
ベージュM 23.5~25.0cm	左	KK-729BM
	右	KK-729AM
ベージュL 25.5~27.0cm	左	KK-729BL
	右	KK-729AL
ブラウンS 21.5~23.0cm	左	KK-730BS
	右	KK-730AS
ブラウンM 23.5~25.0cm	左	KK-730BM
	右	KK-730AM
ブラウンL 25.5~27.0cm	左	KK-730BL
	右	KK-730AL

ソルボ外反母趾サポーター
スキニーフィット (片足入)

2,200円

●カラー：ベージュ/ブラウン

固定薄型
予防
タイプ

片足入

パワープリントが、低下した足裏の横アーチをしっかりと固定。

縫製が少なく、段差も気にならないので、足への負担がさらに軽減しました。靴を履いても快適に使用できます。パワープリントが中足横アーチをしっかりとサポートします。

ベージュS 21.5~23.0cm	左	KK-731BS
	右	KK-731AS
ベージュM 23.5~25.0cm	左	KK-731BM
	右	KK-731AM
ベージュL 25.5~27.0cm	左	KK-731BL
	右	KK-731AL
ブラウンS 21.5~23.0cm	左	KK-732BS
	右	KK-732AS
ブラウンM 23.5~25.0cm	左	KK-732BM
	右	KK-732AM
ブラウンL 25.5~27.0cm	左	KK-732BL
	右	KK-732AL

ソルボ外反母趾サポーター
スキニーパワーフィット (片足入)

2,400円

●カラー：ベージュ/ブラウン

固定性に優れ、補整力強化設計、外反母趾対策サポーター

固定型
補整強化
タイプ

テーピング理論の応用で足裏バランスを整え、トラブルを軽減しながら足指の筋力をアップ。パワーメッシュを採用した通気性の良い薄型・軽量タイプ。

ブラックS 21.5~23.0cm	左	KK-532BS
	右	KK-532AS
ブラックM 23.5~25.0cm	左	KK-532BM
	右	KK-532AM
ブラックL 25.5~27.0cm	左	KK-532BL
	右	KK-532AL
ベージュS 21.5~23.0cm	左	KK-724BS
	右	KK-724AS
ベージュM 23.5~25.0cm	左	KK-724BM
	右	KK-724AM
ベージュL 25.5~27.0cm	左	KK-724BL
	右	KK-724AL

ソルボ外反母趾・内反小趾サポーター
パワーメッシュ固定型 (片足入)

3,300円

●カラー：ベージュ/ブラック

外反母趾や内反小趾が原因のトラブルに

固定薄型
補整
タイプ

ソルボの優れた圧力分散・衝撃吸収機能により、足指間パッド母趾用と小趾用が、痛み・疲れの軽減と、足指の曲がり、バランスを補整します。薄く通気性に優れたパワーメッシュ生地を採用し、面ファスナーで固定力を自由に調整できます。

S 21.5~23.0cm	左	KJ-559BS
	右	KJ-559AS
M 23.5~25.0cm	左	KJ-559BM
	右	KJ-559AM
L 25.5~27.0cm	左	KJ-559BL
	右	KJ-559AL

ソルボ外反母趾・内反小趾サポーター
固定薄型メッシュタイプ (片足入)

2,500円

●カラー：シルバーグレー

外反母趾が原因のトラブルに

固定薄型
補整
タイプ

ソルボの優れた圧力分散・衝撃吸収機能により、足指間パッド母趾用が、痛み・疲れの軽減と、足指の曲がり、バランスを補整します。薄く通気性に優れたパワーメッシュ生地を採用し、面ファスナーで固定力を自由に調整できます。

S 21.5~23.0cm	左	KJ-558BS
	右	KJ-558AS
M 23.5~25.0cm	左	KJ-558BM
	右	KJ-558AM
L 25.5~27.0cm	左	KJ-558BL
	右	KJ-558AL

ソルボ外反母趾サポーター
固定薄型メッシュタイプ (片足入)

2,300円

●カラー：シルバーグレー

ソルボ外反母趾・内反小趾サポーター薄型 (片足入)

2,300円

●カラー：ベージュ

S (21.5~23.0cm)	左	KJ-991A
	右	KJ-991B
M (23.5~25.0cm)	左	KJ-991C
	右	KJ-991D
L (25.5~27.0cm)	左	KJ-991E
	右	KJ-991F

変形がひどくなる前に外反母趾・内反小趾のトラブルを軽減します。履くだけのタイプで装着が簡単。薄型・予防タイプ。

ソルボ外反母趾サポーター薄型 (片足入)

1,900円

●カラー：ベージュ

S (21.5~23.0cm)	左	KJ-549LS
	右	KJ-549RS
M (23.5~25.0cm)	左	KJ-549LM
	右	KJ-549RM
L (25.5~27.0cm)	左	KJ-549LL
	右	KJ-549RL

ひどい外反母趾になる前に。装着簡単な薄型。中足靭帯を適度にサポートするので、気になり始めたらすぐ気軽に使用できます。

ソルボ外反母趾サポーター固定型 (片足入)

2,500円

●カラー：ベージュ

S (21.5~23.0cm)	左	KJ-548LS
	右	KJ-548RS
M (23.5~25.0cm)	左	KJ-548LM
	右	KJ-548RM
L (25.5~27.0cm)	左	KJ-548LL
	右	KJ-548RL

痛み・変形のひどい外反母趾を補整し、痛みをやわらげます。中足部と足指間をしっかりと固定する、補整強化タイプ。

ソルボ外反母趾ケアバンド (ソルボ2枚・固定バンド6枚入)

KJ-757A 1,400円

●カラー：ベージュ
●フリーサイズ

オフィスや旅行に携帯OK。簡単に使いやすい薄型・使いいきりタイプ。靴を履いても自然にフィットし違和感の少ない超薄型タイプ。水に強く、通気性、耐久性にも優れています。

ソルボ外反母趾・内反小趾トゥガード (片足入)

KJ-984A 1,480円

●カラー：ベージュ

女性用 フリーサイズ (22~25cm)	左	KJ-984A
	右	KJ-984B

中足関節とリスフラン関節を締めることで指が広がり、アーチがサポートされます。ソルボが親指付け根にかかる圧力を軽減。足裏のバランスを整え、痛み・だるさをやわらげます。

ソルボ足指間パッド (大・小各2枚入)

KJ-591 500円

●カラー：オークル
●フリーサイズ

外反母趾の初期症状や足指の曲がり。ソルボを低反発のウレタンフォームで挟んだ3層構造のパッドが、指と指の間を広げて、圧力を分散します。足指間のウオノメ・タコの痛みも軽減。

ソルボ (衝撃吸収素材)

治療補助用品 (サポーター)

高通気・薄型・軽量。動きやすさと安静度合が両立。



- テーピングのような難しい巻く作業がなく、簡単にダブルニーロックができます。
- ひざを固定圧迫することによりゆるみを抑え、動きながらも安静度合を高め、痛み・だるさをやわらげ、回復を補助します。
- 適度な圧迫により脚が軽くなり、歩きやすくなります。
- ソルボパッドが、ひざのお皿と靱帯を押えてひざを楽にし、外部からの衝撃や圧力からひざを保護します。
- 両サイドのコイルボーンがひざの横ゆれを防ぎます。

ソルボひざサポーター

KK-529 6,800円

- カラー：ページュ
- 左足用／右足用（どちらかをご指定下さい。）
- サイズ：S (38.0～42.0cm)
M (42.0～46.0cm)
L (46.0～50.0cm)

X脚の方は

右脚用・左脚用、それぞれ逆をご購入ください。
X脚を矯正する効果があります。



サイズの選び方

立位で、膝蓋骨（お皿）の上部より10cm上を計測します。

※計測値が重なるサイズの場合は大きめのサイズをお選び下さい。

ソックスを履くだけで歩きやすい



補整
バランス
タイプ

足裏のバランスを整えて正しい歩行に導く。

中足部2本ナメベルトが横アーチを締めることで親指と小指が広がり、アーチを形成します。足指の機能を高め、正しい歩行ができ、足のトラブルを軽減します。中足部の衝撃吸収素材「ソルボセイン」がつま先の負担を軽減し、歩くたびに発生する地面・床からの衝撃から足を守ります。特にパンプスなど、つま先に加重がかかりやすい靴に効果的です。

1足入

ソルボ外反母趾ソックス

(1足入)

3,200円

●カラー：モカ／グレー

女性用フリーサイズ	モカ	グレー
22.0～24.0cm	KK-733A	KK-733B

膝痛対策サポーター

〈膝の動きを妨げずにサポート・固定〉



膝蓋骨を安定させ、膝周囲の筋、腱を固定圧迫することで、動きを助けながら安静度を高める膝痛対策サポーター。

こんな膝痛でお悩みの方に

- 半月板損傷・前後十字靱帯損傷
- ジャンパーズニー
- オスグットシュラッター症
- 内側外側副靱帯損傷
- 変形性膝関節症など慢性的な膝の痛み



Sports Medical Daily
スポーツ メディカル デイリー

ソルボDoニーサポーター

S	右	KK-538AS
S	左	KK-538BS
M	右	KK-538AM
M	左	KK-538BM
L	右	KK-538AL
L	左	KK-538BL

7,800円


〈サイズの選び方〉

お皿の中心より上部10cmを計測します。

〈サイズ〉

S (38～42cm)
M (42～46cm)
L (46～50cm)

〈左足用・右足用〉



ねんざ対策サポーター


〈足首の動きを妨げずにサポート・固定〉



さらにアキレス腱を圧迫、保護することで足首の揺れを抑えるねんざ対策サポーター。

こんな足首痛でお悩みの方に

- 内反・外反ねんざ
- 過回内、過回外障害
- アキレス腱障害
- じん帯のゆるみ
- 足首のぐらつきなど



Sports Medical Daily
スポーツ メディカル デイリー

ソルボDoアンクルサポーター

S	右	KK-539AS
S	左	KK-539BS
M	右	KK-539AM
M	左	KK-539BM
L	右	KK-539AL
L	左	KK-539BL

5,800円

〈サイズの選び方〉

靴のサイズを目安

〈サイズ〉

S (22.0～23.5cm)
M (24.0～25.5cm)
L (26.0～27.5cm)

〈左足用・右足用〉



ソルボフィットバンド膝用 W 1個 固定タイプ

KKJ-594 2,500円

サイズ：M (25.0～38.0cm)、L (30.0～45.0cm)
ソルボパッド固定



ソルボフィットバンドテニス肘用 M 1個

KKJ-528M 1,400円

サイズ：M (22.0～26.0cm)

ソルボフィットバンドテニス肘用 L 1個

KKJ-528L 1,500円

サイズ：L (26.0～34.0cm)



ソルボフィットバンド手首用 1個

KKJ-527 1,300円

サイズ：フリー



進化し続けるスポーツメディカルブランド

ロバート・F・マクダビッド博士が1969年米国シカゴで研究を開始して以来、先進のスポーツ医学に基づいて開発されてきたマクダビッドの製品は、世界70ヶ国以上の医療機関やアスリートに使用されています。2014年より新しいロゴとなり、イメージが一新されました。

ヒ KNEE ザ


■サイズ測定位置

- ヒザ<ヒザ回り>
- ヒザを20度程度曲げた姿勢でお皿の中心を通る集径を測定して下さい



全身の駆動部ともいえる脚部。その能力を最大限に発揮するためにはヒザのスムーズな動きがとても重要になります。酷使されがちなヒザに対する十分なケアを行い、つねに快適なコンディションを整えることがベストパフォーマンスを生み出す自信へとつながります。

ヒザの構造 (右足)



側副靱帯 (内側/外側)

側副靱帯は膝関節の左右 (内側/外側) に位置し、大腿骨と下腿骨 (脛骨/腓骨) を縦に結び、大腿部と下腿部が左右にズレないように膝関節の動きを制御しています。側副靱帯は、地面に足がついた状態で関節の横方向から大きな外力が加わると、ダメージを受けやすくなります。

十字靱帯 (前/後)

十字靱帯は、膝関節の内部で大腿骨と下腿骨 (脛骨/腓骨) を前後にX状に結び、大腿部と下腿部が前後にズレないように膝関節の動きを制御しています。十字靱帯は、着地した時や急な方向転換をした時などに大腿部と下腿部が前後にずれたり、ねじれたりした時にダメージを受けやすくなります。

半月板

半月板は膝関節の内部で大腿骨と脛骨に挟まれた軟骨で、大腿骨と脛骨のショックアブソーバーの役目を果たしています。

膝蓋骨

「ヒザのお皿」とも呼ばれる膝蓋骨は膝関節の前面部に位置する三角形の骨組織で、前方向からの外力から関節を保護する役目を果たしています。

膝蓋骨は、大腿四頭筋腱 (大腿四頭筋と脛骨を結ぶ腱) に付着しており、膝蓋骨内側部から外力がかかることで外側に脱臼してしまうことがあります。

ヒザの主なケガに対するケア

側副靱帯のケア>>>横ブレ制限

ヒザ関節内側・外側の側副靱帯をケアするためには、ヒザの横方向からの衝撃を制御し、横ブレを緩和する必要があります。

おすすめ品番
419XX 425 429X UP



十字靱帯のケア>>>ねじれ制限

十字靱帯は、着地した時や急な方向転換をした時などに損傷しやすく、ヒザ関節のブレやねじれを制限する必要があります。

おすすめ品番
419XX 425 429X UP



半月板のケア>>>ねじれ制限

半月板は十字靱帯などと同時に損傷する場合が多く、ヒザ関節のねじれを制限し、横ブレを緩和する必要があります。

おすすめ品番
419XX 425 429X UP



膝蓋骨のケア>>>膝蓋骨のサポート

「ヒザのお皿」と呼ばれる膝蓋骨は、外側に脱臼してしまうことがあり、U字型パッドなどでお皿周りを安定させる必要があります。

おすすめ品番
419 4192 425 419XX 429X UP



ハードなサポート力と快適な装着感でヒザをがっちりガード

LEVEL3⁺ ハードサポート

M4200R (右ヒザ用) バイオロジックス ニーブレイス

KK-734 18,000円

M4200L (左ヒザ用) バイオロジックス ニーブレイス

KK-735 18,000円

ハードなサポート力と快適な装着感でヒザ関節をがっちりガード

●軽量かつ高サポート力を持つセミリジッドニーブレイス ●ユニークな形状のヒンジブレース構造がヒザの各靱帯を確実にサポート ●アルミ製2軸ギア式ヒンジが流れるような自然な動作を実現 ●Flex-fitが、カスタム製同様の調整力と快適なフィット感を実現 ●付属の3ブロック・コンプレッションスリーブがヒザをサポートするとともにブレースの上下もカバー (スリーブなしでも装着可能) ●リハビリティにおすす

サイズ	ヒザ周り(cm)	カラー
M	36~40	ブラック
L	40~45	



左右別設計

コンプレッションスリーブ装着時

デュアルヒンジでヒザをがっちりガード

LEVEL3 ハードサポート

M429X ヒンジド ニーブレイス 3

KN-957 8,200円

ヒザ関節の横ブレと不安定感をがっちりガード

●ヒザの曲げ伸ばしもスムーズに行えるギア式の特製デュアルヒンジを採用 ●左右4本のXサポートストラップがヒザ関節前面の固定力を強化し不安定感を軽減 ●上下2本のテンションベルトでフィット感と圧迫力の強弱を調節可能 ●円型パッドがお皿回りを保護し、高い安定性を実現 ●膝うらに通気性クロロブレンを採用

サイズ	ひざ回り(cm)	カラー
S	31~35	ブラック
M	35~39	
L	39~44	
XL	44~49	



抗菌防臭

■軽量デュアルヒンジ

軽量デュアルヒンジは、ヒザの曲げ伸ばしなどの動きを妨げることなく、関節の横ブレ、過伸展を防止。従来品スチールヒンジより40%軽量化 (1個74g)

■Xサポートストラップ
ヒザの両サイドからのXストラップがヒザ関節の安定感を高める

■引き上げフック
装着時に指を入れて引き上げることで容易に装着

治療補助用品 (サポーター／ヒザ)

スプリングステーターを内蔵したひとクラス上のプロテクション



M425 ニー スタビライザー 5

KN-958 5,300円

ヒザ関節の横ブレと不安定感をガード

- スプリングステーター内蔵モデル●ヒザのサイドから前面部までカバーする4本のスパイラルストラップが関節のねじれを制限●上下2本のテンションベルトでフィット感と圧迫力の強弱を調節可能●円型パッドがお皿回りを保護し、高い安定性を実現●膝うらに通気性クロロレンを採用

サイズ	ひざ回り(cm)	カラー
S	31~35	ブラック
M	35~39	
L	39~44	
XL	44~49	



■スプリングステーター
サポーターの左右側面に2本ずつ、柔軟性の高いスプリングステーターを採用。ヒザの曲げ伸ばしなどの動きを妨げることなく、ヒザ関節の横ブレを緩和します。

■スパイラルストラップ
サイドからのスパイラルストラップがヒザ関節のねじれと下腿部の前方への動揺を制限します

抗菌防臭

ひとクラス上の快適性・使いやすさ・応用性



M419XX マルチアクション・ニーラップ 5

KN-861 4,800円

ヒザ関節とお皿周辺をしっかりとガード

- ヒザ裏側に通気性クロロレンゴムを採用
- ヒザの裏側から前面部までカバーする4本のスパイラルストラップが関節のねじれ、不安定感を制御
- コンタクトスポーツでの使用も可能な独自のソフトステーターを両サイドに各2本装備
- 独自のソフトステーターがヒザ側面の圧迫サポート力を強化
- 取り外し可能なマルチパッドが、お皿周辺の様々な障害に対応
- カンタンに装着できるラップタイプ(巻きつけ式)

サイズ	ひざ回り(cm)	カラー
S	30~35	ブラック
M	35~40	
L	40~48	
XL	46~54	

抗菌防臭

■付属のスパイラルストラップ(着脱可能)

通気性と快適性を重視したライトモデル



M4192 ダブル ニーラップ

KN-694 2,500円

ヒザ全体を適度に圧迫サポート

- メインラップXサイドラップのダブルサポート構造が、ヒザまわりを包み込むようにサポート
- 1.5mm厚 薄型通気性素材を採用。自然な装着感とフィット性を実現
- 優れた通気性を持つ薄型通気性素材が、汗ムしを抑え、快適な装着感を実現
- カンタンに装着できるラップタイプ(巻きつけ式)

サイズ	ひざ回り(cm)	カラー
S	30~35	ブラック
M	35~40	
L	40~48	

抗菌防臭

■ダブルラップ
ヒザ前面で圧迫を調整できるダブルラップ構造



M4191 ショート ニーラップ

KN-693 1,500円

ヒザ全体を軽くサポート

- ヒザの動きを妨げないコンパクト設計
- 1.5mm厚 薄型通気性素材を採用。自然な装着感とフィット性を実現
- 優れた通気性を持つ薄型通気性素材が、汗ムしを抑え、快適な装着感を実現
- カンタンに装着できるラップタイプ(巻きつけ式)

サイズ	ひざ回り(cm)	カラー
S	30~35	ブラック
M	35~40	
L	40~48	

抗菌防臭

■コンパクト設計
ショート丈でカンタン装着

ひとクラス上の快適性・使いやすさ



M419 マルチアクション・ニーラップ1

KN-859 3,000円

ヒザ関節とお皿周辺を手軽にサポート

- 動きやすいショート丈
- ヒザ裏側にエアーパーネルを採用。ひとクラス上の通気性・快適性を実現
- 上下2本のストラップがヒザを包み込むようにサポート
- 取り外し可能なマルチパッドが、お皿周辺の様々な障害に対応
- カンタンに装着できるラップタイプ(巻きつけ式)

サイズ	ひざ回り(cm)	カラー
S	30~35	ブラック
M	35~40	
L	40~48	

抗菌防臭

1 エアーパーネル 2 マルチパッド



ジャンパーズニー、オスグッドなどに



M414 ニー ストラップ

KN-951 1,200円

お皿の下を圧迫サポート

- 滑り止め加工によりズレにくいチューブ状のリブがお皿の下を快適に圧迫サポート
- 弾力性・耐久性に優れた、柔軟性の高い100%クロロレンゴムの使用により、ヒザに違和感なくフィット
- ジャンパーズニー、オスグッドに最適


サイズ	ひざ回り(cm)	カラー
フリー	28~40	ブラック
JR	22~30	

抗菌防臭



■チューブ状リブ
滑り止め加工により、ズレにくい半円状リブが快適な圧迫感を実現

■サイズ測定位置
●ヒザくヒザ下回り>
お皿のすぐ下の周径を測定して下さい



スリーブタイプ (左右兼用)



ミュラー Hg80®
プレミアム・ヒンジド
ニーブレイス

KN-990 8,500円

固定力を調整できる2本の伸縮ストラップを斜めに引き上げることで、サポーター全体の機能が運動し、膝全体の締めつけを強固にします。

固定強度 LEVEL 4

膝の左右のねじれを、しっかりガードするヒンジモデルは、身体接触が激しいスポーツに最適です。

- バスケットボール
- ハンドボール
- フットサル
- ラクロス

サイズ	ひざ回り (cm)	カラー
S	30~35	ブラック
M	35~40	
L	40~45	
XL	45~50	

スリーブタイプ (左右兼用)



ミュラー Hg80®
プレミアム・
スタビライザー

KN-992 5,500円

屈曲時、ジェルパッドと両サイドのスチールスプリングが運動し、安定感を高めます。

固定強度 LEVEL 3

左右に内蔵されたスプリングモデルは、膝のブレを安定させ、一定方向に進むスポーツに最適です。

- クライミング
- ランニング
- ゴルフ
- トレッキング

サイズ	ひざ回り (cm)	カラー
S	30~35	ブラック
M	35~40	
L	40~45	
XL	45~50	

ラップタイプ (左右兼用)




ミュラー 4ウェイ
アジャスタブル
ニー

KK-736 3,900円

ひざのお皿を制御する4方向の特殊ストラップ

膝蓋骨を包み込む通気性素材のパッドと4方向の非伸縮ストラップが、効果的な抑えを可能にします。ストレスの無い柔軟で抑止性のある機能は、痛みを抑えます。

サポート強度 ★★☆☆ MEDIUM



サイズ	ひざ回り (cm)	カラー
S (S~M)	23~38	ブラック
L (L~XL)	30~50	

ラップタイプ (左右兼用)



ミュラー プレジジョン
ニースタビライザー

KK-737 3,600円

両側のスチールスプリングがひざのぐらつきを抑える

上下逆方向のストラップがひざの過度なねじれを抑える

サイズ	ひざ回り (cm)	カラー
フリー	30~50	ブラック

スリーブタイプ (左右兼用)



プロ110 ニースリーブ

KN-806 2,200円

膝蓋骨の前後方向から均一に圧迫しじん帯を安定。ひざ全体をサポート。

サイズ	ひざ回り (cm)	カラー
S	31~35	ブラック
M	35~38	
L	38~43	
XL	43~51	

ラップタイプ (左右兼用)



フェリシールドサポーター

KK-246 2,000円

指掛穴があるのでつかみやすく着脱しやすい形状。ひざ裏は軽量素材で通気性の良いダブルラセル。

サイズ	大腿周囲 (cm)	カラー
S	34~38	ブラック
M	38~44	
L	44~50	
LL	50~56	
3L	56~62	

ラップタイプ (左右兼用) メディカスプリング装着



スーパープロ
ニーラップ

KN-823 2,900円

●4本の伸縮ストラップで強力ダブルサポート。●しっかり固定で着脱も簡単。●ひざ障害の予防と保護に。

サイズ	ひざ回り (cm)	カラー
フリー	34~51	ブラック

ラップタイプ (左右兼用)



スーパープロ
ショートニーラップ

KN-812 1,900円

●ひざ窓開きでお皿の軌道を安定し屈伸をスムーズに。●ショートタイプで動きを妨げずにひざ周りをサポート。●2本のストラップで2重サポート、ズレやたるみを防止。●ジュニアや女性まで違和感なく使用できます。

サイズ	ひざ回り (cm)	カラー
フリー	31~51	ブラック

ラップタイプ (左右兼用)



ガードラー OA (ラップタイプ)

KK-630 2,000円

●ステータ付き膝関節バンド。●簡単装着。●膝関節を効果的にサポート。●使いやすい【素材】本体：ナイロン／ポリエステル／ポリウレタン、ステータ：ポリエステル

サイズ	ひざ回り (cm)	カラー
S	26~34	ブラック
M	34~42	
L	42~50	
LL	50~60	

ラップタイプ (左右兼用)



スーパープロ ニーサポート

KK-738 3,200円


●保温性と耐久性に優れたネオブレングムで、肌にも快適で軽快な装着感を実現。●3箇所留めストラップで固定力が調節可能なラップタイプ●2重パッドで膝蓋骨をしっかり固定しひざ全体をサポート●ひざ窓あきタイプでお皿を安定させ屈伸をスムーズに。

サイズ	ひざ回り (cm)	カラー
フリー	34~51	ブラック

ヒ ELBOW ジ

テニスやゴルフ等での繰り返しの動作と衝撃により、前腕部の筋肉の付着部が炎症を起こし痛みが発生することがあります。

ヒジの構造 (右ヒジ)



サポーターによるヒジのケア
痛みが出る筋肉付着部●の手前の位置で前腕部の筋肉を骨に押しつけるように圧迫を加えることで、付着部へ伝わる衝撃を緩和することができます。

■サイズ測定位置

●ヒジ<ヒジ回り>
ヒジを少し曲げた状態でヒジ頭の中心を通る周径を測定して下さい

■サイズ測定位置

●ヒジ<前腕回り>
前腕部の最も太い位置の周径を測定して下さい



前腕部を圧迫し、ヒジの負担を軽減

LEVEL2 ミドルサポート

M489 エルボーバンド DP

KN-937 2,200円

抗菌
防臭

片手で簡単に装着

- テニス・ゴルフ・野球等のヒジの障害に対応
- DP (デュアルパッド) 構造がヒジの問題箇所を的確に圧迫
- 1.5mm厚薄型通気性素材を採用し、フィット性・快適性アップ
- 伸縮ストラップで前腕部の圧迫力を調節
- ◎素材厚さ: 1.5mm

サイズ	前腕回り(cm)	カラー
S	21~24	ブラック
M	24~27	
L	27~31	

ヒジ関節全体をしっかりと圧迫サポート

LEVEL2 ミドルサポート

M485 デラックス・エルボー サポート

KN-953 2,000円

抗菌
防臭

- テニス・ゴルフ・野球等のヒジの障害に対応
- アジャスタブル ストラップで前腕部の圧迫力を調節可能
- 4方向に伸縮するクロロプレンゴムが包み込むようにフィット

サイズ	ヒジ回り(cm)	カラー
S	20~24	ブラック
M	24~28	
L	28~32	
XL	32~36	


ひじのぐらつきを抑えたい

ミュラー エルボーサポート

KN-872 2,800円

- 2つのベルトでサイズ調整、4つのベルトで固定力を調節
- ラップタイプ (左右兼用)

サイズ	ひじ周り(cm)	カラー
S (S~M)	15~28	ブラック
L (L~XL)	28~40	



多方向からひじを固定する6本の伸縮ストラップ

ヒジを軽く保温、圧迫サポート

LEVEL1 ソフトサポート

M481 エルボーサポート

KN-952 1,300円

抗菌
防臭

- 動きを妨げず軽快にサポートするショートスリーブタイプ
- スリ傷などのケガの予防にも効果的
- 4方向に伸縮するクロロプレンゴムが包み込むようにフィット

サイズ	ヒジ回り(cm)	カラー
S	20~24	ブラック
M	24~28	
L	28~32	
XL	32~36	

ラップタイプ (左右兼用)



ミュラー アジャスタブル エルボーサポート

KN-922 2,500円

- ひじ全体をしっかりと固定。
- 通気性に優れたHydramesh®採用。

サイズ	ひじ周り(cm)	カラー
フリー	17~38	ブラック

ラップタイプ (左右兼用)



スーパープロ エルボーラップサポート

KN-875 1,900円

- ひじ全体を伸縮素材でサポート。
- ラップ式なので固定力が調節可能。

サイズ	ひじ周り(cm)	カラー
フリー	20~31	ブラック

ラップタイプ (左右兼用) ストラップ装備



スーパープロ エルボーラップ

KN-796 2,100円

- 4本の伸縮ストラップで強力ダブルサポート。
- ラップ式なので装着、着脱が簡単
- ひじ障害の予防や保護に。

サイズ	ひじ周り(cm)	カラー
フリー	20~31	ブラック

足 ANKLE 首

■サイズ測定位置

●足首<シューズサイズ>
普段お使いのシューズの大き
さにあわせてお選び下さい



足首をネンザなどの傷害から守るには、正常な動き(上下運動)はそのままに、ネンザにつながる内反・外反の動きだけを制限することが重要。それが運動能力を低下させることなく足首を傷害から守る理想的な予防方法です。

足首の構造(右足)



足首内側の靭帯

足首内側の靭帯は三角靭帯で構成される。三角靭帯は深層と浅層の2層からなり、密集して付着しているため外側に比べダメージを受けることは稀である。



足首外側の靭帯

足首の外側は比較的小さい靭帯が分散して配置されているため、個々の靭帯がダメージを受けやすい。内反捻挫では前距腓靭帯から損傷するケースが多い。

足首の骨格(右足後部から見たところ)

足首を上下に動かす底屈・背屈の動きは脛骨と腓骨が距骨と接する位置で行われるが、脛骨下部と腓骨下部の位置の違いから距骨が内側に傾きやすいため、足首は内反捻挫を引き起こす方向へ動きやすい。



足首の主なケガに対するケア

■骨折などの重大な傷害を伴う外反ネンザ



足首の傷害の中で約80%を占めると言われているのが内反ネンザです。その大きな要因として、
①足首の靭帯の配置
②関節の骨格構造
の2つが挙げられます。これらは筋力トレーニングなどのコンディショニングでは補うことはできません。頻繁に起こる内反ネンザを予防するためにケアが必要となります。

■足首の傷害の80%を占める内反ネンザ



内反ネンザとは逆に、外反ネンザの起こる頻度は相対的に少ないと言えます。しかし、一度発生すると脛骨の剥離骨折や、腓骨の骨折といった重大な傷害を引き起こす場合が多く、運動復帰までに長い期間が必要となります。内反ネンザと共に、外反ネンザに対しても十分なケアが必要です。

アキレス腱を圧迫サポート

LEVEL2 ミドルサポート



抗菌防臭

ラップタイプ
巻きつけ式



軟質半円状リブ

M436 アキレスサポート

SM KN-950A 2,000円
LXL KN-950B 2,000円

●2本の軟質半円状リブがアキレス腱付着部(かかと)の少し上への負荷を軽減●カンタン装着できるラップタイプ(巻きつけ式)●かかとの下を通るストラップが的確なサポート位置を維持●ローカットシューズ専用●左右兼用

サイズ	くるぶし上回り(cm)	カラー
SM	17.0~21.5	ブラック
LXL	21.5~26.0	

足首の軽い固定と圧迫サポート

LEVEL2 ミドルサポート



抗菌防臭

M432 ストラップ・アングルサポート

KN-961 2,400円

●8の字型のフィギュアエイトストラップが足首を固定し、高い安定性を実現
●足にフィットし、動きを妨げないベーシックな曲線カットニング

サイズ	シューズサイズ(cm)	カラー
S	23.0~24.5	ブラック
M	24.5~26.0	
L	26.0~27.5	
XL	27.5~29.0	

足首をネンザからがっちりガード

LEVEL3+ ハードサポート

M4197R (右足用) バイオロジックス アングルブレイス

KK-739 7,600円

M4197L (左足用) バイオロジックス アングルブレイス

KK-740 7,600円



左右別設計

サイズ	シューズサイズ(cm)	カラー
XS/S	~26.5	ブラック
M/L	26.0~29.0	
XL/2XL	29.0~	

ハードなサポート力と快適な装着感で足首をネンザからがっちりガード

●人間工学に基づいてデザインされた内蔵樹脂ステーが内・外反を制御●TPU製の成形サポート構造が、足首の不安定を抑制●一体化したフィギュアエイト&ヒールロックストラップ足関節の安定性を高める●内側のメモリーフォームパッドが足首に快適フィット●自然な屈曲・伸展を実現するソフトフレックスリンクヒンジ●装着がカンタンなリアエントリー式

カンタン装着、軽い圧迫サポート

LEVEL1 ソフトサポート

M434R (右足用) ラップ アングルサポート

KN-949A 1,800円

M434L (左足用) ラップ アングルサポート

KN-949B 1,800円



抗菌防臭

サイズ	シューズサイズ(cm)	カラー
S	21.0~23.5	ブラック
M	23.5~26.0	
L	26.0~29.0	

●足の骨格形状に合わせ、左右別にデザイン●1.5mm厚薄型通気性素材を採用。自然な装着感とフィット感を実現●ツインアジャストラップが、フィット感を自在にコントロール●装着しやすいリアオープンタイプ

足首全体を軽くサポート

LEVEL1 ソフトサポート

M431 アングルサポート

KK-741 1,300円



抗菌防臭

●保温力・弾力性・耐久性に優れ、4方向に伸縮するクロコブレンゴムが足首全体を快適に圧迫・保温●足にフィットし、動きを妨げないベーシックな曲線カットニング●スリープタイプ(左右兼用)
◎素材厚さ: 3mm

サイズ	シューズサイズ(cm)	カラー
S	23.0~24.5	ブラック
M	24.5~26.0	
L	26.0~27.5	
XL	27.5~29.0	

ラップタイプ(左右兼用)

ミューラー アジャスタブル アングルサポート JP プラス

KN-924 2,100円

●伸縮性クロスベルトが固定力を調整。
●足首の怪れと再発防止に。

サイズ	靴サイズ(cm)	カラー
S(S~M)	22~25	ブラック
L(L~XL)	25~31	

ラップタイプ(左右兼用) ストラップ装備

スーパープロ アングルエイト

KN-830 2,800円

●非伸縮性のストラップで強力固定。
●簡単にテーピング効果を発揮。
●足首障害の予防と再発防止に。

サイズ	足首周り(cm)	カラー
フリー	~31	ブラック



ミドルサポート

ラップタイプ(左右兼用) ストラップ装備

スーパープロ アングルラップ

KN-795 1,900円

●伸縮性ストラップでダブルにサポート。
●調節自在な固定力。
●足首障害の予防と保護に。


サイズ	足首周り(cm)	カラー
フリー	~27	ブラック



ミドルサポート

手 WRIST 首

手首の構造 (右ヒジ)



■サイズ測定位置

- 手首<手首回り>
- 手首の一番細い位置の周径を測定して下さい



手首は前腕部の骨 (橈骨・尺骨) の抹消部と8個の骨からなる手根骨を土台とし、多くの筋肉・腱・靱帯で構成された複雑な構造をしています。

(左図の筋肉は手のひら側の主なもの)

■腱鞘炎：オーバークースによる慢性的な痛み

手首の痛みの症例としてしばしば耳にする腱鞘炎は、オーバークースに起因する慢性的な痛みで、腱とそれを包み込む鞘にあたる腱鞘が炎症を起こして痛みが発生します。

■捻挫：急激な衝撃による靱帯の損傷

転倒を避けるために手のひらを急激に地面についた後などに起こる手首の痛みは、靱帯の損傷による捻挫のケースが多く見受けられます。同様の事態で親指付け根付近の舟状骨の骨折が引き起こされる場合がありますので注意が必要です。

手首全体を圧迫サポート



451F (BK)

451F (SC)

451F (RY)

451N (BG)

451N (WH)

451N (BK)

451F

451N

ブラック (BK)

ブラック (BK)

スカーレット (SC)

ホワイト (WH)

ロイヤルブルー (RY)

ベージュ (BG)

M451N
(ロゴなし) リスト サポート

KN-962A 1,500円

M451F
(ロゴあり) リスト サポート

KN-962B 1,500円

●WBCをはじめ、数多くのトッププロが使用●パテイング時に使用すれば、グリップを固め、手首への衝撃を低減●内側は、パテインググラブの上から使用してもズレにくいノンスリップ加工を施したラバーを採用●素材もプロの要望に答える厚さ3mmのクロロレンゴムを採用●ラップタイプ (巻きつけ式) なので圧迫の強弱やフィット感を自在に調節可能●毛羽立ちが少なく、高い耐久性を実現したUBLナイロン採用
フリーサイズ

手首を自在に圧迫サポート



抗菌
防臭

M452
リストストラップ

KN-963 1,300円

●ラップタイプ (巻きつけ式) なので圧迫の強弱やフィット感を自在に調節可能●アジャスタブル ストラップが手首の動きを制御し、負担を軽減

サイズ	手首回り (cm)	カラー
フリー	~18	ブラック

手首全体をがっちりガード



ラップタイプ
巻きつけ式

M454R
リスト ブレイス (右手用)

KN-840A 2,500円

M454L
リスト ブレイス (左手用)

KN-840B 2,500円

●メディカルスプリント (樹脂ステ) を手のひら側に内蔵。掌屈 (手のひら側への曲げ) を制御●背屈 (手の甲側への曲げ) も緩和●ラップタイプ (巻きつけ式) なので圧迫の強弱やフィット感を自在に調節可能●樹脂ステは取り外し可能
フリーサイズ
カラー：ブラック

抗菌
防臭

手首全体を自在に圧迫サポート



ラップタイプ
巻きつけ式

M455
リストサポート DS

KN-938 1,700円

●DS (デュアルストラップ) 設計により、調節機能がアップ●薄型素材 (1.5mm厚通気性素材) を採用し、フィット性アップ●通気性を確保し、装着時の快適性アップ

サイズ	手首回り (cm)	カラー
M	~16	ブラック
L	16~21	

抗菌
防臭



仮止めテープにより
片手で容易に装着

片手で簡単に装着

ラップタイプ (左右兼用)



ミュラー Hg80[®]
プレミアム・リストブレイス

KK-742 3,000円

両端のメタルスプリングがダブルで手首を支える。

サポート強度 ★★☆☆ MEDIUM

サイズ	手首回り (cm)	カラー
S (S~M)	15~20	ブラック
L (L~XL)	20~22	

ラップタイプ (左右兼用)



ミュラー アジャスタブル
リストサポート JPプラス

KN-981 1,900円

親指を支点に巻きつけて装着します。
強弱の調整が可能です。

●固定力を調整する伸縮ストラップ。

サイズ	手首回り (cm)	カラー
S (S~M)	12~20	ブラック
L (L~XL)	20~30	

治療補助用品 (サポーター／ヒジ・肩・スリーブ)

●掲載されている価格は **税抜き価格** です。



**ソルボDo
エルボーバンド**
KK-518 **2,800円**

上腕骨内・外上顆下部圧迫固定バンド

- 使いすぎによるオーバーストレスを軽減するひじ用圧迫固定バンドです。
- 上腕骨内・外上顆下部を固定圧迫し、前腕部伸筋群・屈筋群の動きを抑えることで、炎症部への過度の負担を少なくし、痛みを軽減します。

サイズ	ひじ回り(cm)	カラー
S	21~24	ブラック
M	24~27	
L	27~30	



**テニスエルボー ウィズ ジェル
パッド JPプラス**

KN-995 **2,800円**

ジェルパッドを内蔵したテニスエルボー。
ピンポイントで問題のある患部に圧迫を加えます。

サイズ	ひじ回り(cm)	カラー
S (S~M)	15~25	ブラック
L (L~XL)	25~35	



テニスエルボーサポーター (5個入)
上腕骨外側上顆炎用サポーター

KJ-532 **6,000円**

- パッドで上腕骨外側上顆への牽引力を弱め、患部の安静を保ちます。
- 厚みのあるパッド形状で、長時間の装着でも血流を阻害しません。
- リングを通して止めるだけで、簡単に装着ができます。

種類	規格	
	前腕最大周囲	幅×長さ
A ブルー	20~27cm	3cm×40cm
B ピンク	20~27cm	3cm×40cm

肩関節全体をしっかりと圧迫・保護



付属ストラップで肩関節の可動域制限も可能


**M462
ショルダーサポート**
(左右両肩兼用)

KN-964 **9,300円**

- ラップタイプ (巻きつけ式) などの圧迫の強弱やフィット感を自在に調節可能
- 肩ポケットに付属のパッドを入れることで肩鎖関節への衝撃を緩和
- 付属のストラップを使用すると肩関節の可動域制限も可能
- 4方向に伸縮するクロロブレンゴムが包み込むようにフィット
- アイシング用にも利用可能

サイズ	胸囲(cm)	カラー
M	~95	ブラック
L	95~127	

- サイズ測定位置
- 胸囲
最も太い位置を測定して下さい



肩を手軽に保温、圧迫サポート



コンプレッションパネルで圧迫調節

**M463
ショルダーサポート
ライト** (左右両肩兼用)

KN-965 **5,500円**

- コンパクトな設計で装着時の違和感を最小化
- 薄型素材 (1.5mm厚通気性素材) を採用し、フィット性・快適性アップ
- コンプレッションパネルが保温性を高めると共に圧迫力を調節
- 上腕部は、装着が容易なスリーブタイプ
- 四十肩等の障害やスポーツ時の肩の保護に

サイズ	胸囲(cm)	カラー
S	78~86	ブラック
M	86~94	
L	94~104	

抗菌防臭

腕全体を適圧サポート



M656 パワーアームスリーブ **1個入**
KN-966 **1,800円**

- 抜群の軽さ、ストレッチ性・フィット性を備えたhDcファブリック
- 腕をつたう汗を素早く吸収・拡散
- 適度なコンプレッションで筋肉のスタミナをキープ
- hDc機能搭載 (劣化しない吸汗・速乾機能)
- UVカット99%以上

サイズ	上腕回り(cm)	カラー
XS	17~21/長さ 36cm	ライトブルー(LB)
S	22~27/長さ 40cm	ネイビー(NV)
M	28~33/長さ 43cm	ブラック(BK)

※XSはブラック(BK)のみ

M6566 パワーアームスリーブ **2個入**
KN-967 **3,200円**

- 筋肉のブレを抑え、疲れを軽減。腕振りの安定化を促進
- 究極の薄さ・ストレッチ性を備え、使いやすさとフィット性がアップ
- 過剰な汗ムレ・冷えを抑え、快適性をキープ
- hDc機能搭載 (劣化しない吸汗・速乾機能)
- UVカット99%以上

サイズ	上腕回り(cm)	カラー
XS	17~21/長さ 36cm	ブラック(BK)
S	22~27/長さ 40cm	ホワイト(WH)
M	28~33/長さ 43cm	ピンク(PK)

ふくらはぎ全体を適圧サポート

パワーメッシュhDc採用
hDcファブリックよりもひとクラス上のサポート力と吸汗・速乾性能

**M6577 パワー
レッグスリーブ**
2個入

KN-696 **2,900円**

**M6575 パワー
レッグスリーブ**
1個入

KN-695 **1,600円**

- タイトな装着感 (従来品の約2倍のサポート力)
- 過剰な汗ムレ・冷えを抑制
- 筋肉のスタミナをキープ
- 究極の薄さ (0.54mm)、軽さ (19g)
- hDc機能搭載 (劣化しない吸汗・速乾機能)
- UVカット95%以上



サイズ	ふくらはぎ回り(cm)
S	29~34
M	33~39
L	38~45

ブラック(BK)
ホワイト(WH)

ソルボ：テニスエルボーバンド・マクダビッド

テーピング効果のサポーターとしてお勧めします。

- 超強力エラストックと横目地のナイロン繊維との組み合わせにより、耐久性に優れたテーピングとサポーターの効果を持ったエラストックラップ。
- 「スターター・ループ」の採用により、巻き位置を最初に設定し、各部への圧迫感をコントロールします。

左/右共通 フリーサイズ



肘・足首用 エラストックラップ

KK-216 1,000円

- テーピングとサポーターの効果을併せ持ったエラストックラップ。
 - 「スターター・ループ」の採用で巻き位置を設定し、圧迫感を簡単に調節できます。
- 長さ76cm×幅7.5cm、1枚、ベージュ



膝・ふくらはぎ用 エラストックラップ

KK-217 1,400円

- テーピングとサポーターの効果을併せ持ったエラストックラップ。
- 長さ125cm×幅7.5cm、1枚、ベージュ



手首用 エラストックラップ

KK-218 700円

- テーピングとサポーターの効果을併せ持ったエラストックラップ。
 - 「スターター・ループ」の採用により、巻き位置を最初に設定し、圧迫感を簡単にコントロールすることができます。
- 長さ26cm×幅7.5cm、1枚、ベージュ

全体圧迫×局所的圧迫で大腿部をサポート



MD-474 LEVEL2 ミドルサポート コンプレッション・サイラップ

KN-936 3,500円

- 独自のマルチ加圧ストラップのテンション加減により強力な圧迫サポートまで調節可能
- 着脱できるマルチ加圧ストラップでピンポイントに大腿部を圧迫●フィット感・快適性に優れた1.5mm厚通気性素材を使用

サイズ	ふともも回り(cm)	カラー
フリー	~70	ブラック

全体圧迫+段階的圧迫でふくらはぎをサポート



M443 LEVEL2 ミドルサポート コンプレッション・カーフラップ

KN-935 2,800円

- 独自の2Wayストラップのテンション加減により強力な圧迫サポートまで調節可能●3本の2Wayストラップでふくらはぎを段階的に圧迫サポート●フィット感・快適性に優れた1.5mm厚通気性素材を使用

サイズ	ふくらはぎ回り(cm)	カラー
フリー	27~45	ブラック

大腿部を軽快に圧迫サポート



M471 LEVEL1 ソフトサポート サイサポート

KN-968 1,800円

- 保温力・弾力性・耐久性に優れた、柔軟性の高い100%クロロブレンゴムを使用。適度な圧迫力と保温力で大腿部を保護●大腿部にフィットするベージュな曲線カットタイプ●動きを妨げず軽快にサポートするショートスリーブタイプ

サイズ	ふともも回り(cm)	カラー
S	46~51	ブラック
M	51~56	
L	56~64	
XL	64~71	

鼠蹊部への圧迫力を自在に調節可能



M475 LEVEL1 ソフトサポート グロインラップ

KK-743 2,200円

- 鼠蹊部(そけいぶ: ももの付け根)に圧迫と保温を与えるラップ式サポーター●ラップ式なので圧迫力を自在に調節可能●鼠蹊部へのフィット性を高めるラウンドカットを採用●4方向に伸縮するクロロブレンゴムが包み込むようにフィット
- ◎素材厚さ: 3mm

サイズ	ふともも回り(cm)	カラー
フリーサイズ	~71	ブラック

ヒザ・大腿・下腿部をしっかりプロテクト



M6441L 1個入 HEX レッグスリーブ

KN-970 1,800円

M6440L 2個入 HEX レッグスリーブ

KN-971 3,400円

- ヒザ・大腿の他、下腿などマルチに使えるスリーブ(筒型)タイプ●軽さ・フィット感・衝撃吸収性の全てが最高レベル●hDc機能搭載(劣化しない吸汗・速乾機能)●目的部位に合わせてサイズをお選び下さい

部位	M	L	XL	2XL
ヒザ	30~34	34~38	38~42	42~48
大腿			42~48	47~54
下腿	31~37	37~43		

※HEXレッグスリーブを装着する場合、一般的なサポーターより小さめのサイズになっています。必ず上記サイズガイドを参照の上、適合するサイズをお選びください。
※床や地面に強く擦り付けたりすると生地表面を損傷する恐れがあります。

ブラック(BK) ホワイト(WH)



大腿部に ふくらはぎに すねに
ふくらはぎの打撲が多いサッカー選手に
すねに打撲が多い野球選手に
すねの下の(サッカー)、自打球予防に(野球)

ヒジ・前腕・上腕をしっかりプロテクト



M6441A 1個入 HEX アームスリーブ

KN-972 1,800円

M6440A 2個入 HEX アームスリーブ

KN-973 3,400円

- ヒジ・前腕の他、上腕などマルチに使えるスリーブ(筒型)タイプ●軽さ・フィット感・衝撃吸収性の全てが最高レベル●hDc機能搭載(劣化しない吸汗・速乾機能)●目的部位に合わせてサイズをお選び下さい

部位	XS	S	M	L
ヒジ	19~22	22~25	25~29	29~34
前腕	21~24	24~28	28~33	
上腕	23~26	26~30	30~35	

※床や地面に強く擦り付けたりすると生地表面を損傷する恐れがあります。

ブラック(BK) ホワイト(WH)



上腕に 前腕に

●ヒザ<ヒザ回り>

ヒザを20度程度曲げた姿勢でお皿の中心を通る周径を測定して下さい



●大腿部<ふともも回り>

最も太い位置の周径を測定して下さい



●下腿部<ふくらはぎ回り>

最も太い位置の周径を測定して下さい



●ヒジ<ヒジ回り>

ヒジを少し曲げた状態でヒジ頭の中心を通る周径を測定して下さい



●前腕<前腕回り>

前腕部の最も太い位置の周径を測定して下さい



●上腕<上腕回り>

上腕部の最も太い位置の周径を測定して下さい



親指動作を妨げずに固定



M469 サムサポート プロ

LEVEL2+ ミドルサポート

KK-744 3,500円

●O-リングと伸縮ストラップで簡単に調節・着脱が可能●左右兼用

サイズ	手首から親指関節(cm)	カラー
S	7~8.5	ブラック
M	8.5~10	
L	10~11.5	

抗菌防臭

片手で簡単に装着

Flex-A ステアが親指の背屈をしっかりと制限

ソフトな固定&調節機能



M468 サムサポート

LEVEL2 ミドルサポート

KK-745 2,700円

●O-リング
●左右兼用

サイズ	親指周り(cm)	カラー
S	5~6	ブラック
M	6~7	
L	7~7.6	

抗菌防臭

片手で簡単に装着

デュアルテイルストラップにより抑制方向を自在に調節

指のサポート・保護



M449 フィンガーサポート バディ

LEVEL2 ミドルサポート

KK-746 1,300円

●滑り止め素材 F-GRIP を採用
●スリプタイプ
●左右兼用

サイズ	指周り(cm)	カラー
S	4.2~5.4	ブラック
M	5.4~6.5	

抗菌防臭

片手で簡単に装着

指のサポート・保護



M448 フィンガーサポート

LEVEL1 ソフトサポート

KK-747 1,000円

●指付け根のフレックスゾーンがフィット感を高める●滑り止め素材 F-GRIP を採用
●スリプタイプ●左右兼用

サイズ	指周り(cm)	カラー
S	4.2~5.4	ブラック
M	5.4~6.5	

抗菌防臭

片手で簡単に装着

スリッパ軽減の突き指防止サポーター



●左右兼用

■ベーシックな設計のシングルタイプ。
■本体前面に樹脂プリント加工を設定。
■細やかなフィット感の調整が可能なラップチューブ構造。
■指の根元までの確実な装着をガイドするテイルを設定。

ユビサポ®

KN-929 950円

意匠登録第1382256号

素材：人工皮革(エクセース®)・ナイロン

サイズ：母指(親指)を除く指のPIP(第二)関節の幅
M: 18~20mm, L: 21~23mm, O: 24~26mm

カラー：ブラック 中国製
※エクセースは東レ(株)の登録商標です。



シンプルなチューブ構造で指の第一関節と第二関節を保護



●左右兼用

■均質な二重生地がベースの指1本のロングタイプ。
■指の第一関節と第二関節の動きを制限。
■ワンタッチ装着のチューブフィット設計。
■指の根元までの確実な装着をガイドするフィン付。
■スリットが指からの脱落を防止。
■本体は汗や水に強いエクセース®素材。

ユビサポ® ロング

KN-930 1,100円

素材：人工皮革(エクセース®)

サイズ：母指(親指)を除く指のPIP(第二)関節の幅

SS: 18・19mm, S: 19・20mm, M: 20・21mm, L: 21・22mm

カラー：ブラック 中国製
※エクセースは東レ(株)の登録商標です。



生地厚を増して固定力アップ。指先が動かしやすいショートタイプ



●左右兼用

■均質な二重生地がベースの指2本連結タイプ。
■指のつけ根の動きを制限。
■保護したい指と、隣の指を添え木代わりにして連結させて保護。
■2本の指にはめて回し留めるだけのワンタッチ装着。
■本体は汗や水に強いエクセース®素材。

ユビサポ® ダブルショート

KN-931 1,300円

意匠登録第1247212号

素材：人工皮革(エクセース®)・ナイロン

サイズ：母指(親指)と小指を除く装着する2本の指の太い方のPIP(第二)関節の幅
M: 18~21mm, L: 22~25mm

カラー：ブラック 中国製
※エクセースは東レ(株)の登録商標です。



生地厚を増して固定力アップ。指を大きくカバーするロングタイプ



●左右兼用

■均質な二重生地がベースの指2本連結タイプ。
■指のつけ根の動きと第二関節の動きを制限。
■保護したい指と、隣の指を添え木代わりにして連結させて保護。
■2本の指にはめて回し留めるだけのワンタッチ装着。
■本体は汗や水に強いエクセース®素材。

ユビサポ® ダブルロング

KN-932 1,400円

意匠登録第1247212号

素材：人工皮革(エクセース®)・ナイロン

サイズ：母指(親指)と小指を除く装着する2本の指の太い方のPIP(第二)関節の幅
M: 18~21mm, L: 22~25mm

カラー：ブラック 中国製
※エクセースは東レ(株)の登録商標です。



マクダビッド・ユビサポ

治療補助用品 (サポーター)

最先端技術の快温サポーター

快適な温度
をキープ

- アウトラスト使用
- 身体の快適温度をキープ
- パイル編み構造
- メッシュ編み構造

◎男女兼用
◎左右共通

快温サポーター ひざ

KK-249 1,600円

サイズ	ひざまわり
M	65～85cm
L	85～105cm
LL	100～115cm



定番の遠赤サポーター

- 遠赤外線であったか保温
- お肌にやさしい
スクワラン配合
(天然成分)

弱った関節を
サポート

遠赤ソフトサポーター ひざ

KK-234 1,300円

サイズ	ひざまわり
M	65～85cm
L	85～105cm
LL	100～115cm



ソフトブル®

KJ-595

	規格	ケース単位	価 格
C	ひじ	12袋(1袋1枚入)	6,000円
D	あしくび	12袋(1袋1枚入)	7,200円
F	ひざ	12袋(1袋1枚入)	6,600円
H	ひざロング	12袋(1袋1枚入)	7,800円

靱帯保護ベルト

保護・補強・保温タイプ

- ムレにくい、通気性のある三層構造のラミネート生地
- 肌にやさしいソフトタッチ
- 優れた伸縮性で安心サポート



ヒザの保護・
補強・保温に

山田式 遠赤ヒザラク ソフトタッチ

フリー (ヒザ頭まわり 33～43cm) KK-584F 2,400円

LL (ヒザ頭まわり 43～53cm) KK-584LL 2,400円



吸湿性の良い
素材を採用

肌触りがよく
快適な装着感

シームレスサポーター

ひじ KJ-111 ひざ KJ-112 足くび KJ-113

種類	適用範囲	1箱入数	価 格
ひじ	20cm～25cm	6袋(1袋1枚入)	2,700円
ひざ	35cm～45cm	6袋(1袋1枚入)	3,000円
足くび	(靴サイズ) 23cm～27cm	6袋(1袋1枚入)	3,300円



ウールを
混紡した
優れた保温性

縦横両方向に伸び、
患部にやさしく
フィット

ウールサポーター

KJ-136

	種類	適用範囲	1箱入数	価 格
A	ひじS	20cm～25cm	6袋(1袋1枚入)	4,500円
B	ひじM・ ひざS	23cm～30cm	6袋(1袋1枚入)	4,800円
C	ひじL・ ひざM	30cm～40cm	6袋(1袋1枚入)	5,100円
D	ひざL	40cm～50cm	6袋(1袋1枚入)	5,700円
H	足くび	(靴サイズ) 23cm～27cm	6袋(1袋1枚入)	4,500円

靱帯保護ベルト

超薄型メッシュの遠赤サポーター

- 備長炭の遠赤素材仕様
- ウエア内部をドライに保つ、吸水、速乾に優れたテクノファイン® 使用



スーパーメッシュ

超薄型メッシュ

内側全体に
遠赤素材を使用

ヒザの保護・
補強・保温に



山田式 遠赤ヒザラク スーパーメッシュ

フリー (ヒザ頭まわり 33～43cm) KK-608F 2,400円

LL (ヒザ頭まわり 43～53cm) KK-608LL 2,400円

3L (ヒザ頭まわり 53～63cm) KK-6083L 3,400円

胸郭安定サポーター

肩のハリ・背筋すっきり

体のバランスを考えたキョウセイベルト

- 肩回し運動で肩のハリをらくにします
- ムレにくい薄型メッシュタイプを使用
- 調整ベルトで強さ自由自在

薄型
メッシュ



ネコ背
キョウセイに

伸縮ベルト
ダブルクロス構造で
体にしっかりフィットします

ウエストベルトでしっかり固定



山田式 カタラク

M (ウエスト60～75cm) KJ-746M 3,980円

L (ウエスト75～95cm) KJ-746L 3,980円

LL (ウエスト95～110cm) KJ-746LL 4,980円

特殊編みの組み合わせで関節をしっかりサポート

- クロステーピング構造
- メッシュ編み構造
- アンカー機能+ズレ防止加工



左右共通
圧迫固定タイプ 日本製

ブレイスサポーター
ひざ (1枚入)

KK-219 1,300円

サイズ	ひざまわり
M	約30cm~34cm
L	約34cm~38cm
LL	約38cm~42cm



- ヒールロックテーピング構造
- アーチ加圧設計
- アンカー機能



左右共通
圧迫固定タイプ 日本製

ブレイスサポーター
足首 (1枚入)

KK-220 1,300円

サイズ	足首まわり
M	約20cm~23cm
L	約23cm~26cm



- クロステーピング構造
- メッシュ編み構造
- アンカー機能



左右共通
圧迫固定タイプ 日本製

ブレイスサポーター
ひじ (1枚入)

KK-221 1,300円

サイズ	ひじまわり
M	約23cm~26cm
L	約26cm~29cm



- 強力特殊編み構造
- アンカー機能
- 薄型設計



左右共通
圧迫固定タイプ 日本製

ブレイスサポーター
手の甲 (1枚入)

KK-251 1,300円

サイズ	手の甲まわり
M	約14cm~16cm
L	約16cm~18cm



- 圧迫調整自由自在
- 立体構造
- 優れた伸縮性



左右共通
圧迫固定タイプ 日本製

ブレイスサポーター
リストラップ (1枚入)

KK-252 1,800円

サイズ: フリー



- U字テーピング構造
- 段階加圧設計
- アンカー機能



左右共通
圧迫固定タイプ 日本製

ブレイスサポーター
ふくらはぎ (2枚入)

KK-243 1,800円

サイズ	ふくらはぎまわり
M	約28cm~36cm
L	約34cm~42cm



※伸縮性の良い糸を使用していますので寸法に多少の差が生じる場合があります。

ブレイスサポーター・足指小町



しっかり抑える
ハードタイプ



厚さ0.7ミリの
超薄型

外出用

足指小町 歩行らくらくサポーター
ハードタイプ (左右兼用2枚入)

フリー (22~26cm)

KK-209 2,480円

- ゆるんだ中足関節をしっかり固定し、外反母趾の痛みを軽減させます
- 締め付けがハードなタイプ



低反発ウレタン
パット付き



外出用

足指小町 歩行らくらくサポーター
指間パット付 (左右兼用1枚入)

フリー (22~26cm)

KK-210 1,780円

- ゆるんだ中足関節をしっかり固定し、外反母趾の痛みを軽減させます
- 指間パットには指に優しい低反発ウレタン素材
- 超薄型で強い伸縮力をもった素材を採用
- 足指に「鼻緒」をつかもうとする力が入り足底筋肉の強化につながります



しっかりしめる
面ファスナー



外出用

超薄型

足指小町 外反母趾・内反小指
固定タイプ (左フリー・右フリー 1枚入)

左フリー (22~26cm)



KK-211A 2,400円

右フリー (22~26cm)

KK-211B 2,400円

- ゆるんだ中足関節をしっかり固定し、外反母趾の痛みを軽減させます
- 超薄型メッシュ素材を使用
- 面ファスナーで締め付けの調整ができます
- 親指、小指の2ヶ所に低反発ウレタンのパット付き

背骨・骨盤の歪み解消に。ギックリ腰・腰痛の予防に。



骨盤カーナーバンド

穴なし KJ-719 3,000円

穴あき KJ-720 3,300円

厚さ：(約)4mm

伸びの良い最高の天然ゴムを使用していますので、無理な腰の動きにもフィットし、腰をガードします。

●骨盤カーナーバンド適用サイズ表

	S	M	L
巾	10cm	10cm	10cm
長さ	85cm	95cm	105cm
腰下回り	65～85cm	86～105cm	106～126cm



骨盤カーナーバンド
カラータイプ

KJ-732 3,800円

Aピンク Bブルー Cホワイト
穴あきタイプのみ

エアロビクス・トレーニング・ダイエットなどにファッションブルにご使用できます。

●骨盤カーナーバンドカラータイプ、サイズ表(骨盤回り)

SS	S	M	L	LL
70～80cm	80～90cm	90～100cm	100～110cm	110～120cm

ダブルのベルトで骨盤・股関節を同時にケア

腰まわりを幅広くサポート! ボディラインに合わせて幅の調節が可能! 自分にぴったりの骨盤ケアを実現!




ダブル骨盤メッシュベルト

ピンク KK-214A 1,800円

アイボリー KK-214B 1,800円

適応サイズ：M 70～90cm、L 90～110cm



こんな時に

不安定な骨盤のサポートやO脚のケアに...

- 腰部の不安定感をサポート! ゆがんでしまった骨盤のケアに!
- それぞれ独立した2本のベルトで、ご自身のボディーラインに合わせた幅の調節ができます。
- O脚のケアや骨盤の開閉サポートの他、ヒップアップ効果も期待できます。
- メッシュ素材のため通気性に優れムレにくく、薄型なのでアウターにも響きにくいです。
- 面ファスナー使用により、固定力の調整が自在です。

むれない、においがいい、目立たない



DX 骨盤
カーナーバンドハード

KJ-197 3,000円

サイズ：S、M、L、LL 幅：(約)10cm

サイズ	適応サイズ(骨盤周り)
S	60cm～75cm
M	75cm～90cm
L	90cm～105cm
LL	105cm～120cm



DX 骨盤
カーナーバンドメッシュ

KJ-198 3,000円


サイズ：S、M、L、LL 幅：(約)10cm

サイズ	適応サイズ(骨盤周り)
S	60cm～75cm
M	75cm～90cm
L	90cm～105cm
LL	105cm～120cm

骨盤 腰が曲げやすい骨盤ベルトタイプ



補助ベルトで固定力を調整



補助ベルトで強力にサポートします



山田式 骨盤ストロングベルト

- メッシュタイプでムレにくく、快適
- ストレッチ性に優れた、弾力繊維ライクラ® 使用
- 補助ベルトで強さを自由に調整
- 女性でもらくらく調整、補助ベルト付き

M (ヒップ 82~97cm)	KK-611M	2,800円
L (ヒップ 92~107cm)	KK-611L	2,800円
LL (ヒップ 102~117cm)	KK-611LL	2,800円
3L (ヒップ 112~127cm)	KK-6113L	3,800円

骨盤周りの筋肉や靱帯の代わりにしっかりサポート



骨盤を強力固定!



- 骨盤をしっかり固定したい方に
- 仕事で腰を酷使するときに
- 女性でもらくらく装着補助ベルト

骨盤コンディショニングベルト

KK-245 2,800円

サイズ	胸囲
M	82cm~97cm
L	92cm~107cm
LL	102cm~117cm

ムレを解消する通気性素材



独自の通気性素材を採用。
高い固定力を持ちながら、不快なムレを
解消します。

幅狭タイプ	骨盤部分を圧迫
骨盤ベルト	固定力 >>>>
> サポートカ ソフト <	動きやすさ >>>>>>
	過ごしやすさ >>>>>>


マックスベルト SHORT

KK-515 1,700円

幅: (約) 12cm

サイズ	骨盤周り(胸囲)
S	75cm~83cm
M	83cm~91cm
L	91cm~99cm
LL	99cm~107cm
3L	107cm~115cm

※3Lサイズを加え、幅広い体型の方に適応できます。



- メッシュ構造のため、通気性は抜群。快適な装着感です。
- 強力弾性素材と立体デザインが腰部を適確にサポートします。
- 補助ベルトにより腹圧をさらに上昇させます。
- 金属ステーが効果的にサポートします。

腰部固定帯 ウエストマザー®ピオス®

KJ-772 1,800円

- メッシュタイプ
- 金属ステー付
- 補助ベルト付

サイズ	腰回り
S	65cm~75cm
M	75cm~85cm
L	85cm~95cm
LL	95cm~105cm
3L	105cm~120cm



- 強力弾性素材と立体デザインが腰部を適確にサポートします。
- 補助ベルトにより腹圧をさらに上昇させます。
- 金属ステーが効果的にサポートします。

腰部固定帯 ヤイック®

KJ-771 1,800円

- 金属ステー付
 - 補助ベルト付
- 主な素材: 綿、ポリエステル、アクリル、ナイロン、ポリウレタン、金属ステー

サイズ	腰回り
S	65cm~75cm
M	75cm~90cm
L	90cm~105cm
LL	105cm~120cm

治療補助用品（腰部用コルセット）

医療現場で採用されている信頼の品

2つの思いやり構造

- 上下対称構造のため、正面接着部分をご自身の使いやすい合わせ向き（右前 or 左前）で装着できます。
- 正面と補助ベルトの面ファスナー接着部分の端に **take off zone** があるため、着脱しやすいです。



メッシュ素材

伸縮部分・非伸縮部分ともに、通気性を重視したメッシュ素材を採用しています。

補助ベルト

平ゴムタイプで伸縮性に優れています。腹斜筋にそった補助ベルトは腹圧を高め、下腹部を引き上げて腰部への負担を軽減します。ステー（樹脂製）の上から留めるため、よりフィット感が得られます。



樹脂ステー（プラスチック製）

4本のステーを体型に添うように腰部の中心にフィットさせることで、効果的にサポートします。弾力性のある特殊樹脂のため追随性に優れています。体型ラインに密着させるため凸型断面になっています。ステーの軽量化が実現しました。
※ステーは取外し出来ません。



腰部固定帯 ランバック®


KN-946 **2,500円**

素材：ナイロン、綿、ゴム、ポリエステル、ポリウレタン、樹脂ステー

サイズ	腰回り	カラー
S	65～75cm	ブラック
M	75～90cm	
L	90～105cm	
LL	105～120cm	

バランスのとれた形状

動きやすさ、通気性そしてホールド性。3つの機能をバランスよく実現した形状です。【腹部の幅】が狭くなっているの、前屈制限が少なく、しかも胃に負担をかけません。【背部の幅】が広がっているの、過伸展を防ぎ背筋を補助します。



バランスのとれた形状

動きやすさ、通気性そしてホールド性。3つの機能をバランスよく実現した形状です。

ソフトな肌触りと固定力

本体素材の肌側にソフトな肌触りの2WAY素材、外側に弾力性に優れた1WAY素材の2枚を合わせることで、柔らかさと固定力を両立させました。



腰部固定帯 ランバック®ソフト

KK-748 **2,500円**

素材：ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、天然ゴム、樹脂ステー

サイズ	腰回り	カラー
S	65～75cm	ブラック
M	75～90cm	
L	90～105cm	
LL	105～120cm	

補助ベルト

メッシュタイプの強力な補助ベルトを採用し、より腹圧を高め、強い固定を実現しました。



樹脂ステー（プラスチック製）

2本のステーを体型に沿うように腰部の中心にフィットさせることで、効果的にサポートします。プラスチック製のためステーの軽量化が実現しました。



立体裁断

サイズ別に適確な立体裁断を施しているため確実な装着が行えます。腹部の幅が狭くなっているの、前屈制限が少なく、胃に負担をかけません。背部の幅が広がっているの、過伸展を防ぎ背筋を補助します。

スポーティーな「ブラック」で日常生活を快適に



●腰にフィットするS字軽量ステー。

支持力の強い長尺タイプです。

●腹腔圧上昇効果を高める補助ベルト。

背部から体にとって圧迫力を補強する補助ベルト付き。

●硬質メッシュ素材で腰部をしっかりサポート。

前合わせ部と背当て部に硬質メッシュ素材を使用。しっかりした生地で腰部の支持力を上げています。

●固定力を高める折り返し二重構造。

●製品全体にメッシュ素材を使用。

マックスベルト me (エムイー) ブラック

KK-687 **1,700円**

サイズ	SS	S	M	L	LL	3L	4L
胴囲	55～65cm	65～75cm	75～85cm	85～95cm	95～105cm	105～115cm	115～125cm

S字
軽量ステー
2本

サポート力
ミドル

天然ゴム未使用
(ラテックス含む)

固定型なのに薄型・軽量 腰痛対策・歩行改善サポーター



ソルボ 中殿筋サポーター メッシュ薄型

KK-559 **5,800円**

S : 75～85cm
M : 85～95cm
L : 95～105cm


アウターにも響かず、薄型・軽量・高通気 パワーメッシュ生地採用

弾力性があり、フィット性・圧力性に優れ、さらに通気性がよく速乾性もあるため、夏でも蒸れにくく快適です。
(生地写真)



品質：【本体】ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
【パッド（ソルボ）】ポリウレタン

新開発のプラスチック曲線スティス



ベスト
フィット

デラックス腰痛帯

KJ-130 **5,000円**

前幅：（約）17cm
後幅：（約）21cm

適用サイズ

S : 65cm～75cm
M : 75cm～85cm
L : 85cm～95cm
LL : 95cm～105cm

●2本のV型補助ベルトにより腹圧と腰部の固定力が一層高くなっています。

治療補助用品（腰部用コルセット）

●掲載されている価格は **税抜き価格** です。



マックスベルト se

KJ-126 **2,100円**

サポート力
ハード


天然ゴム使用
(ラテックス含む)

骨盤ベルト

骨盤部分も圧迫し、腰部全体をカバー
胃への不快な圧迫感を軽減するよう設計されたse独自の
形状。骨盤ベルトがついて腰部全体をサポートします。

- 腰にフィットするS字軽量ステ。
- 腹腔圧上昇効果を高める補助ベルト。
- ムレにくい快適な装着感。
- 骨盤ベルト付き。

サイズ	適用範囲(胴囲)
S	65cm～75cm
M	75cm～85cm
L	85cm～95cm
LL	95cm～105cm
3L	105cm～115cm



サクロアクティブ・DX

(腰部固定帯)

KK-749 **2,600円**

補助ベルト

アルミステー

通気性

吸汗・発散性

- 本体生地に吸汗性・発散性に優れた
素材を採用し、快適な装着感を実現。
- 背部素材の伸長率を各位置で変化
させ、フィット性を向上。
- 補助ベルトと2本のアルミステーが
腰部を的確にサポート。

種類	規格	
	腰回	ウエスト回
3L	105～120cm	95～115cm
LL	95～110cm	85～105cm
L	85～100cm	75～95cm
M	75～90cm	65～80cm
S	65～80cm	55～70cm

※サイズの選定は腰回を基準とし、ウエスト回は目安としてください。
※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。



マックスベルト me2

KJ-741 **1,700円**

前幅：(約)11.5cm 後幅：(約)22.8cm

S字軽量ステー2本

メッシュタイプのスタンダード。

補助ベルト

固定力

>>>>

>> サポート力 <<<

動きやすさ

>>>>

薄型タイプ

過ごしやすさ

>>>>

薄くかさばらないため、服の下に装着しても目立ちません。
背部には2本のS字軽量ステーを採用。腰部をしっかり
と支持しながら安定性を高めます。オールラウンドに使用
可能なタイプです

サイズ	適用範囲(胴囲)
SS	55cm～65cm
S	65cm～75cm
M	75cm～85cm
L	85cm～95cm
LL	95cm～105cm
3L	105cm～115cm
4L	115cm～125cm

※SSサイズと4Lサイズを加え、幅広い体型の方に適応できます。



サクロデラックス

(補助ベルト付腰部固定帯)

KJ-750 **2,600円**

前幅：(約)15cm 後幅：(約)22.5cm

- フィット性を向上させる腰部の2分割構造により、容易
な腹圧調整が可能です。
- 腹圧上昇を促進する補助ベルトと4本のアルミステー
が腰部をしっかりサポートします。
- 背部素材に、優れた通気性を提供するスパンラッセル
生地を採用しています。

種類	規格	
	腰回	ウエスト回
LL	95～110cm	85～105cm
L	85～100cm	75～95cm
M	75～90cm	65～80cm
S	65～80cm	55～70cm

※サイズの選定は腰回を基準とし、ウエスト回は目安としてください。
※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。



マックスベルト me3

KJ-134 **2,100円**

前幅：(約)15.5cm 後幅：(約)22.8cm

S字軽量ステー2本

立体構造でしっかり支える。

補助ベルト

固定力

>>>>>>

>>> サポート力 <<<<

動きやすさ

>>>>>>

立体裁断

過ごしやすさ

>>>>>>

背部には立体裁断した硬質メッシュ素材を採用。
ぴったりとフィットし、2本のS字軽量ステーと合わせて、
より高い固定力を持ち、メッシュ素材を使用しながらも、
しっかりとしたホールド感を実現しています。

サイズ	適用範囲(胴囲)
SS	55cm～65cm
S	65cm～75cm
M	75cm～85cm
L	85cm～95cm
LL	95cm～105cm
3L	105cm～115cm
4L	115cm～125cm



サクロライト・DX

(補助ベルト付腰部固定帯)

KJ-751 **1,700円**

前幅：(約)12.5cm 後幅：(約)20cm

- 前屈・回旋が可能な幅狭設計と柔らかな腹部素材を採用しています。2
本のアルミステーが腰部をしっかりサポートします。
- 薄く通気性のあるメッシュ素材でムレにくく、軽量のため長時間に
わたる装着の負担を軽減できます。
- 背部素材の伸長率を各位置で変化させ、フィット性を高めています。
- 腹圧上昇を促進する補助ベルト付きです。

種類	規格	
	腰回	ウエスト回
4L	115～130cm	105～125cm
3L	105～120cm	95～115cm
LL	95～110cm	85～105cm
L	85～100cm	75～95cm
M	75～90cm	65～80cm
S	65～80cm	55～70cm

※サイズの選定は腰回を基準とし、ウエスト回は目安としてください。
※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。

シグマックス・アルケア

治療補助用品（胸部用コルセット）



胸部固定帯

リブバンドフィット

KK-215

男女兼用



- 前合わせ部を2分割にし、圧迫力の微調整が可能。
- メッシュ素材でかさばりをおさえた快適な装着感。

V字カット形状

本体と伸縮ストラップの結合部分をV字形状にし、製品上下端の圧迫力を高めることで、ずれ落ちにくい設計です。

2分割構造

前合わせ部に2分割構造を採用しました。体型や症状に合わせた圧迫力の微調整が可能で、フィットしやすい形状です。

本体生地に抗菌・防臭加工

サポーター本体の生地には、抗菌・防臭加工を施した通気性の良い素材を使用しています。

メッシュ素材採用

前合わせ部は薄いメッシュ素材を使用し、かさばりを軽減しています。


種類	参考適用範囲	価 格
S	60cm～ 80cm	1,300円
M	80cm～100cm	1,400円
L	100cm～120cm	1,500円
LL	120cm～140cm	1,600円
3L	140cm～160cm	1,700円



バストバンド・エース（胸部固定帯）

KJ-168

- スレを防ぎ、フィット性を高める伸縮部2分割構造で、圧迫力の調整も可能です。
- 装着補助フックにより、装着を容易にします。
- 面ファスナー部に軟性プラスチック板を内蔵し、伸縮部のねじれ、しわ等を防ぎます。



種類	規格		価 格
	胸囲	長さ×幅(最大)	
3L	131～151cm	145cm×20cm	1,800円
LL	113～133cm	125cm×20cm	1,700円
L	95～115cm	109cm×20cm	1,600円
M	77～ 97cm	92cm×20cm	1,500円
S	59～ 79cm	76cm×20cm	1,400円

※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。



アドール®E（胸部固定帯）

KK-750

- 面ファスナー留め部分が上・下セパレートになっているので、圧迫力を自在に調節できます。
- 伸縮部分には強力弾性素材を採用しています。
- 非伸縮部分の肌側にはソフトな綿素材を採用しています。
- 留め部分ストラップ付。取り付け、取り外しの時はストラップを持つと便利です。

種類	胸回り	価 格
S	70cm × 85cm	1,700円
M	85cm × 100cm	
L	100cm × 120cm	
LL	120cm × 140cm	



アドール®女性用（胸部固定帯）

KJ-186

1,700円

- 女性用として設計されているため、乳房を圧迫することなく固定ができます。

種類	胸回り
S	65cm × 80cm
M	80cm × 95cm
L	95cm × 105cm
LL	105cm × 115cm



クラビクルバンド・Ⅱ（鎖骨固定帯）

KK-562

- クッション性が高く曲線形状の肩パッドにより、腋窩への不快な当たりを軽減します。
- 可動式の背部ベルトが装着時のスレを防ぎ、体型に合わせた的確な保持を実現します。
- 留め具部分などはすべてプラスチック素材を採用。装着したままMRI検査が可能です。



種類	規格		価 格
	胸囲	適応対象	
LL	100～130cm	成人	4,000円
L	80～100cm	成人	4,000円
M	60～ 80cm	成人	3,500円
S	50～ 65cm	小児	2,500円
SS	45～ 55cm	小児	2,000円

※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。



クラビクル ブレース（鎖骨固定帯）

KJ-742

種類	参考適用範囲		価 格
	男性(胸囲)	女性(アンダーバスト)	
3S	40cm～ 50cm	40cm～ 50cm	2,300円
SS	50cm～ 60cm	50cm～ 60cm	2,300円
S	60cm～ 70cm	60cm～ 65cm	2,300円
M	70cm～ 85cm	65cm～ 80cm	3,500円
L	85cm～115cm	80cm～115cm	3,500円
LL	115cm～150cm	115cm～150cm	3,500円

※ 男性は胸囲、女性はアンダーバストをお測りください。

サイズの選び方

- 適正なサイズのクラビクル ブレースを使用してください。
- 胸囲を目安に良肢位を保てるサイズをお選びください。
- 製品の構造上、適用範囲内のサイズ選択であっても体型によって若干の不適合がある場合もあります。(ストラップが余る場合)
1サイズ小さいものをつけてください。(ストラップが足りない場合)
1サイズ大きいものをつけてください。



ポリネックハード
(頸椎固定用シーネ)

KJ-170

4,000円



- 頸高の低い患者様をはじめ、さまざまな頸椎の形状にフィットします。
- 全面に設けた小孔により、通気性を高め、快適な装着感を提供します。
- 最大3.5cmまでの高さ調節により、安定性を保持できます。

	種類	規格	
		頸囲	高さ
KJ-170B	L	35～43cm	8.0～11.5cm
KJ-170C	M	30～38cm	7.5～10.5cm
KJ-170D	S	26～32cm	6.5～8.5cm

※ サイズの選定は頸囲を採寸し決定します。
※ 2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。
(クラス1)



ポリネックソフト・P
(頸椎固定用シーネ)

KK-751

2,100円



- 3層発泡体構造により、ソフトな肌当たりで頸椎を固定するソフトタイプです。
- 着脱可能なオーバーカバーは洗濯可能なので清潔に使用できます。

	種類	規格	
		頸囲	高さ
KK-751A	LL	40～46cm	9.0cm
KK-751B	L	35～41cm	9.5cm
KK-751C	M	30～36cm	9.5cm
KK-751D	S	26～31cm	8.5cm

※ サイズの選定は頸囲を採寸し決定します。
※ 2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。



ポリネックライト
(頸椎固定用シーネ)

KK-561

1,700円



- 柔軟で弾力があるウレタン芯材でライトな支持感が得られます。
- 芯材に小孔を開け、通気性を高めてムレを低減します。
- 後部固定部分を長くとり、止め易さと外れにくさに優れています。

	種類	規格	
		頸囲	高さ
KK-561L	L	35～41cm	8.0cm
KK-561M	M	30～36cm	8.0cm
KK-561S	S	26～31cm	8.0cm

※ サイズの選定は頸囲を採寸し決定します。
※ 2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。



ラテックスゴム使用

カラーキーパー
(頸椎固定シーネ)

KJ-184 **2,100円**

ソフトな装着感と的確な固定力で、多くの症例に幅広く対応。

- ポリエチレンフォームとポリウレタンフォームの2種類の素材を採用することでソフトな装着感と適度な固定力を両立。
- 内側の芯材には抗菌防臭・消臭加工をほどこしたポリウレタンフォームを使用。
- 形状安定樹脂を内蔵して予め丸みをつけた形状にすることでスムーズな装着が可能。
- 本体表面には肌触りのよい綿素材を採用。洗濯がしやすい取り外し可能なカバー付き。

種類	適用範囲 (首回り)	高さの目安 (製品本体中心)
SS	25cm～30cm	7.5cm
S	30cm～35cm	8.0cm
M	35cm～40cm	8.5cm
L	40cm～45cm	8.0cm



カラーキーパー・U
(頸椎固定シーネ)

KJ-184B **1,700円**

長時間の装着も気にならない、軽症時に最適なタイプ。

- 通気孔を設けてムレにくい仕様。
- 本体表面には肌触りのよい綿素材を採用。本体を丸洗いすることが可能。
- 芯材には抗菌防臭・消臭加工をほどこしたポリウレタンフォームを使用。

種類	適用範囲 (首回り)	高さの目安 (製品本体中心)
S	30cm～35cm	8.0cm
M	35cm～40cm	8.5cm
L	40cm～45cm	8.0cm



カラーキーパー・ハード
(頸椎固定シーネ)

KJ-184C **4,000円**

頸にフィットして頸部をしっかり固定。高さ調節もOK。

- 2枚のシートを上下にずらして高さの微調整が可能。
- 面ファスナーのとめ部分は外れにくいダブルストッパー方式。
- 芯材には通気孔を設けることでムレにくい快適仕様。
- ホルムアルデヒドの含有量をベビー用品の基準以下で実現。

種類	適用範囲 (首回り)	高さの目安 (製品本体中心)
S	30cm～35cm	8.0cm～9.5cm
M	35cm～40cm	8.5cm～10.0cm
L	40cm～45cm	8.0cm～9.5cm



カラーキーパー・メッシュ
(頸椎固定シーネ)

KJ-184D **4,500円**

装着時の快適性を重視した、ムレにくいメッシュ仕様。

- 通気性に優れたメッシュ素材を採用。
- 2枚のシートを上下にずらして高さの微調整が可能。
- 面ファスナーのとめ部分は外れにくいダブルストッパー方式。
- ホルムアルデヒドの含有量をベビー用品の基準以下で実現。

種類	適用範囲 (首回り)	高さの目安 (製品本体中心)
S	30cm～35cm	8.0cm～9.5cm
M	35cm～40cm	8.5cm～10.0cm
L	40cm～45cm	8.0cm～9.5cm



前屈位固定 (前面)



前屈位固定 (背面)



後屈位固定 (前面)



後屈位固定 (背面)

ソフトドルフ0号 (フリーサイズ)
(軟触性頸椎固定用シーネ)

KJ-196 **5,000円**

装着時の発汗などによる首まわりの不快感を解決しました。

前部8cm 後部12cm 首回り32～45cm

- 前屈位固定・後屈位固定の両者に対応します。
- 左右の面ファスナーにより装着角度の調節ができます。
- 抗菌作用のある素材を使用しています。

ポリネック・カラーキーパー・ソフトドルフ

治療補助用品（肩・股関節用コルセット）

テーピングの効果を持つサポーター

簡単＆しっかり装着 抗菌加工済

テーピングとサポーターの効果を併せ持ち、安定した圧迫固定が得られます。



【特長】

- 本体生地には抗菌加工を施しています。
- フィギュアエイトの効果を用いた足関節固定帯です。
- 適度な伸縮性で距骨の動揺を制限し、安定した圧迫固定ができます。

【材質】

ポリエステル 50%
ナイロン 30%
ポリウレタン 20%

足関節固定バンド

ソフラウルフアー（6枚入り）

S 6cm×35cm
M 6cm×40cm
MX 8cm×45cm
L 8cm×50cm
LX 8cm×55cm
LL 8cm×60cm

ネイビー KN-748 7,800円

ベージュ KN-749 7,800円

テーピングの効果を持つサポーター

CM関節固定バンド

テーピングとサポーターの効果を併せ持ち、安定した圧迫固定が得られます。



【特長】

- 上部ベルトをループベルトに重ねることにより、より適格なサポートができます。
- ソフトな素材で構成されているため、ADLを制限しません。
- 手首の留め部分がセパレートタイプなので、サポート力を自在に調節できます。
- 母指の対立位を効果的に保持します。
- 母指IP関節の運動を妨げません。
- ドゥケルバン症候群や、手根管症候群などの症例にも応用できます。

ソフラウルフアーCM（1枚）

フリー 手首廻り12cm～20cm

KN-745 2,200円

XL 手首廻り16cm～24cm


KN-745XL 2,200円



- 適用サイズの拡大により、幅広い体型の患者様に対応します。
- 通気性の高いメッシュ素材の採用により、ムレにくく快適に使用できます。
- 3ステップの簡単な操作でスピーディに装着できます。

ショルダーブレース・IR（内旋位肩関節保持具）

5,000円



シグマックスアームスリング（腕つり）

980円

- 一人でも簡単装着。安定した患部の保持、安静に。
- 通気性に優れた薄い素材を使用し、かさばりを軽減。
- 装着時の肘形状に合わせた本体設計でフィット性を向上。
- 左右兼用。
- 荷重のかかる肘と手首部分は、それぞれ二重構造とストラップで補強。
- 子供用サイズを用意。



- 肩から肘までの距離を一定に保つ腕吊り用バンドです。
- 装着・調節が片手ででき通気性もよく、ムレません

アームポトランス®（腕吊り）

2,500円

商品コード	種類	胸囲
KN-831L	L～LL	95～133cm
KN-831M	M～L	77～115cm

商品コード	種類	適用参考値（前腕長）
KN-959A	一般用	20cm～30cm
KN-959B	子供用	～20cm

商品コード	種類	腕袋
KN-738A	S（小人用）	タテ15cm×ヨコ32cm
KN-738B	L（大人用）	タテ19cm×ヨコ42cm

※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。



変形性股関節症の保存療法用装具

- 大転子パッドとクロスベルトが、骨頭の外方偏位を低減します。
- 薄い素材と独自の形状により、着膨れせず装着が目立ちません。
- 肌側の吸汗素材により、優れた通気性と快適な肌触りを提供します。



ヒップOAサポーター（股関節圧迫固定帯）

右 KN-833 7,500円
左 KN-834 7,500円
両足用 KN-835 13,000円

※サイズの選定は腰回りを基準とし、大腿囲は目安としてください。
※測定位置
腰回：腰骨のすぐ下を計ってください。
大腿囲：もものつけねから5cm下の周囲を計ってください。
※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。

種類	腰回	大腿囲
右	LL 100.0cm～115.0cm	50.0cm～60.0cm
	L 90.0cm～105.0cm	47.5cm～57.5cm
	M 80.0cm～95.0cm	45.0cm～55.0cm
	S 70.0cm～85.0cm	42.5cm～52.5cm
左	LL 100.0cm～115.0cm	50.0cm～60.0cm
	L 90.0cm～105.0cm	47.5cm～57.5cm
	M 80.0cm～95.0cm	45.0cm～55.0cm
	S 70.0cm～85.0cm	42.5cm～52.5cm
両足	LL 100.0cm～115.0cm	50.0cm～60.0cm
	L 90.0cm～105.0cm	47.5cm～57.5cm
	M 80.0cm～95.0cm	45.0cm～55.0cm
	S 70.0cm～85.0cm	42.5cm～52.5cm




ニーブレース・FX（軽度屈曲位膝関節固定帯）

KN-850 8,000円

- 軽度屈曲位での膝関節固定が簡便に行えます。
- 前部のオーバーラップが大きく、アイシングとの併用が可能です。
- 肌側生地に綿パイルを使用することで、快適な肌触りを提供します。

種類	大腿囲	長さ
3L	68～75cm	49.5cm
LL	61～68cm	49.5cm
L	54～61cm	49.5cm
M	47～54cm	49.5cm
S	40～47cm	49.5cm

※大腿囲は膝蓋骨中心の上25cmの周径です。
※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。



プレパンツ®

（腰部・大腿部用サポーター）

KJ-200 4,000円

- 腰部と大腿部の側面にそれぞれ2本の面ファスナーを配置して圧迫力の調整が可能。
- 高い通気性と弾力性のある生地を用いることで快適装着を実現。
- 左右兼用で使えるフレキシブルな構造を採用。

種類	ヒップ周囲	大腿周囲
S	60cm～75cm	40cm～45cm
M	75cm～90cm	45cm～51cm
L	90cm～110cm	51cm～58cm
LL	110cm～130cm	58cm～65cm

※ヒップ周囲を基準とし、大腿周囲は目安としてください。


治療補助用品（弾性ストッキング）

圧迫圧をセレクトできるストッキング アンシルク・シリーズ

日本人体型データに基づくサイズ設計により、日常生活での静脈還流をサポートします。


弾力性ストッキング

弾力性ストッキング《アンシルク・Ⅱ／Ⅲ》は、用途や患者さんのニーズに合わせて選択できるよう、圧迫圧、形状、サイズともに豊富なバリエーションを揃えています。下肢への的確な圧迫（Compression）と足首から大腿部への連続的な圧迫圧の変化（Gradation）により、下肢血流をサポートします。




日本人と欧米人の体格差を考慮し、よりの確な圧迫圧を確保するため、〈アンシルク・Ⅱ／Ⅲ〉は、日本人の人体計測データ*に基づく標準脚型によるサイズ設計で製作されています。日本人サイズの弾力性ストッキングにより、脚の各部位への適切な圧迫圧とともに、快適なフィット感が得られます。

※新日本人体型データに基づく設計です。



アンシルク・Ⅲハイソックス （弾力性ストッキング）

- 足首の圧迫力は40hPa (30mmHg)で、強い圧迫が得られます。
- 着用によるムレやしめつけを軽減する、オーブントウです。
- カラーはライトブラウンとブラックの2色から選択できます。



40hPa ナイロン + ポリウレタン


種類		規格	規格		価 格
			足首周囲	ふくらはぎ周囲	
ライト ブラウン	KK-563A	LL	23～27cm	40～46cm	3,600円
	KK-563B	L	21～25cm	36～42cm	
	KK-563C	M	19～23cm	32～38cm	
	KK-563D	S	17～21cm	28～34cm	
	KK-563E	SS	15～19cm	24～30cm	
ブラック	KK-563F	LL	23～27cm	40～46cm	
	KK-563G	L	21～25cm	36～42cm	
	KK-563H	M	19～23cm	32～38cm	
	KK-563I	S	17～21cm	28～34cm	
	KK-563J	SS	15～19cm	24～30cm	

新日本人体型データに基づくサイズ設計



アンシルク・Ⅲストッキング （弾力性ストッキング）

- 足首の圧迫力は40hPa (30mmHg)で、強い圧迫が得られます。
- 着用によるムレやしめつけを軽減する、オーブントウです。
- カラーはライトブラウンとブラックの2色から選択できます。



40hPa ナイロン + ポリウレタン


種類		規格	規格			価 格
			足首周囲	ふくらはぎ周囲	大腿周囲	
ライト ブラウン	KK-564A	LL	23～27cm	40～46cm	55～64cm	4,200円
	KK-564B	L	21～25cm	36～42cm	50～59cm	
	KK-564C	M	19～23cm	32～38cm	47～56cm	
	KK-564D	S	17～21cm	28～34cm	44～53cm	
	KK-564E	SS	15～19cm	24～30cm	40～49cm	
ブラック	KK-564F	LL	23～27cm	40～46cm	55～64cm	
	KK-564G	L	21～25cm	36～42cm	50～59cm	
	KK-564H	M	19～23cm	32～38cm	47～56cm	
	KK-564I	S	17～21cm	28～34cm	44～53cm	
	KK-564J	SS	15～19cm	24～30cm	40～49cm	

新日本人体型データに基づくサイズ設計



アンシルク・Ⅱハイソックス （弾力性ストッキング）

- 足首の圧迫力は27hPa (20mmHg)で、中程度の圧迫が得られます。
- 膝下丈タイプなので、くつ下感覚で着用できます。
- カラーはライトブラウンとブラックの2色から選択できます。



27hPa ナイロン + ポリウレタン


種類		規格	規格		価 格
			足首周囲	ふくらはぎ周囲	
ライト ブラウン	KK-565A	LL	23～27cm	40～46cm	3,300円
	KK-565B	L	21～25cm	36～42cm	
	KK-565C	M	19～23cm	32～38cm	
	KK-565D	S	17～21cm	28～34cm	
	KK-565E	SS	15～19cm	24～30cm	
ブラック	KK-565F	LL	23～27cm	40～46cm	
	KK-565G	L	21～25cm	36～42cm	
	KK-565H	M	19～23cm	32～38cm	
	KK-565I	S	17～21cm	28～34cm	
	KK-565J	SS	15～19cm	24～30cm	

新日本人体型データに基づくサイズ設計



アンシルク・Ⅱストッキング （弾力性ストッキング）

- 足首の圧迫力は27hPa (20mmHg)で、中程度の圧迫が得られます。
- 耐久性に優れた素材を使用、下肢の各部位を的確に圧迫します。
- カラーはライトブラウンとブラックの2色から選択できます。



27hPa ナイロン + ポリウレタン

種類		規格	規格			価 格
			足首周囲	ふくらはぎ周囲	大腿周囲	
両足	KK-566A	LL	23～27cm	40～46cm	55～64cm	3,800円
	KK-566B	L	21～25cm	36～42cm	50～59cm	
	KK-566C	M	19～23cm	32～38cm	47～56cm	
	KK-566D	S	17～21cm	28～34cm	44～53cm	
	KK-566E	SS	15～19cm	24～30cm	40～49cm	
片足	KK-566F	LL	23～27cm	40～46cm	55～64cm	2,200円
	KK-566G	L	21～25cm	36～42cm	50～59cm	
	KK-566H	M	19～23cm	32～38cm	47～56cm	
	KK-566I	S	17～21cm	28～34cm	44～53cm	
	KK-566J	SS	15～19cm	24～30cm	40～49cm	

新日本人体型データに基づくサイズ設計

アンシルク

治療補助用品 (包帯)

耳付き編み包帯



ソフラクライム包帯

802-043 一反巻販売品

- | | | | |
|------|-----------|----|-------------|
| ① 2裂 | 13.5cm×9m | 2巻 | 550円 |
| ② 3裂 | 9cm×9m | 3巻 | 550円 |
| ③ 4裂 | 6.7cm×9m | 4巻 | 550円 |
| ④ 5裂 | 5.4cm×9m | 5巻 | 550円 |
| ⑤ 6裂 | 4.5cm×9m | 6巻 | 550円 |

横方向に伸びる耳付き包帯です。

耳付伸縮包帯



レポSS

802-039

- | | | | |
|--------|----------|-----|---------------|
| ① No.3 | 9cm×9m | 10巻 | 2,400円 |
| ② No.4 | 7.5cm×9m | 10巻 | 2,000円 |
| ③ No.6 | 5cm×9m | 10巻 | 1,400円 |
| ④ No.8 | 3.5cm×9m | 10巻 | 1,000円 |

薄くてやわらかい伸縮包帯です。巻きやすく、ゆるまず、うっ血の心配もありません。

弾力包帯レギュラータイプ



クレープ

802-042

- | | | | |
|--------|-------------|----|---------------|
| ① No.2 | 17.5cm×4.5m | 6巻 | 6,600円 |
| ② No.3 | 10cm×4.5m | 6巻 | 4,000円 |
| ③ No.4 | 7.5cm×4.5m | 6巻 | 3,100円 |
| ④ No.6 | 5cm×4.5m | 6巻 | 2,000円 |

強撚糸によって弾性をもたせた、純綿の包帯です。

綿包帯



綿パイル包帯N

802-060 一反巻販売品 無漂白

- | | | | |
|------|----------|----|---------------|
| ① 3裂 | 10cm×9m | 3巻 | 1,200円 |
| ② 4裂 | 7.5cm×9m | 4巻 | 1,200円 |
| ③ 5裂 | 6cm×9m | 5巻 | 1,200円 |
| ④ 6裂 | 5cm×9m | 6巻 | 1,200円 |
| ⑤ 8裂 | 3.5cm×9m | 8巻 | 1,200円 |

純綿の耳付包帯でホツレません。

耳付伸縮包帯



ノンスコレッチ®

802-024

- | | | | |
|--------|----------|-----|---------------|
| ① No.3 | 9cm×9m | 10巻 | 2,500円 |
| ② No.4 | 7.5cm×9m | 10巻 | 2,000円 |
| ③ No.6 | 5cm×9m | 10巻 | 1,500円 |

- 巻きにくい部位にもフィットし、運動性を妨げません。
- 蛍光増白剤は使用していません。ソフトな肌ざわりで、吸湿性・通気性に優れています。
- ラテックスフリー

弾力包帯エコノミータイプ



ククロン

802-023

- | | | | |
|--------|-------------|----|---------------|
| ① No.2 | 17.5cm×4.5m | 6巻 | 4,000円 |
| ② No.3 | 10cm×4.5m | 6巻 | 2,400円 |
| ③ No.4 | 7.5cm×4.5m | 6巻 | 1,900円 |
| ④ No.6 | 5cm×4.5m | 6巻 | 1,300円 |

伸縮率で綿100%の強撚糸の治療に理想的弾力性があります。

伸縮包帯 (伸縮強度：やや強)



ウーリーナイロンタイⅡ

802-055

- | | | | |
|------|----------|-----|----------------|
| ① 3裂 | 10cm×9m | 30巻 | 13,000円 |
| ② 4裂 | 7.5cm×9m | 40巻 | 13,000円 |
| ③ 5裂 | 6cm×9m | 50巻 | 13,000円 |
| ④ 6裂 | 5cm×9m | 60巻 | 13,000円 |

伸縮包帯 (伸縮強度：普)



Qタイ®

802-061

- | | | | |
|-----|----------|-----|---------------|
| ① L | 9cm×9m | 10巻 | 4,000円 |
| ② M | 7.5cm×9m | 10巻 | 3,500円 |
| ③ S | 5cm×9m | 10巻 | 3,000円 |



ホータイ止 (200ヶ入)

KN-568 **500円**



ライン帯 (実技実習用ライン入綿包帯)

802-062 一反巻販売品

- | | | | |
|------|-----------|----|---------------|
| ① 3裂 | 10cm×9m | 3巻 | 1,500円 |
| ② 4裂 | 7.5cm×9m | 4巻 | 1,500円 |
| ③ 5裂 | 6cm×9m | 5巻 | 1,500円 |
| ④ 6裂 | 5cm×9m | 6巻 | 1,500円 |
| ⑤ 8裂 | 3.75cm×9m | 8巻 | 1,500円 |



プレスネット (アルケア) KN-566

伸縮ネット包帯

- 伸縮自在のチューブ状ネット包帯です。
- どのような体格や部位にも使用できます。

種類	規 格		1函 入数	価 格
	幅×伸長	適応部位		
A 1号	0.7cm×25m	指	1巻	600円
B 1.5号	1.0cm×25m	指	1巻	800円
C 2号	1.6cm×25m	手、足	1巻	1,000円
D 3号	3.2cm×25m	腕、肩、下腿	1巻	1,700円
E 4号	4.2cm×25m	大腿	1巻	2,400円
F 5号	5.0cm×25m	頭	1巻	3,200円
G 6号	6.2cm×25m	胸、腹、腰	1巻	4,000円
H 7号	7.5cm×25m	体幹	1巻	4,700円



コンネット包帯 (タクトラ) 802-045

伸縮ネット包帯

- 伸縮性に富んだチューブ状包帯なので、当てガーゼなどをソフトに固定します。
- サイズが豊富で、どんな部位に対しても、固定・圧迫がスピーディにできます。
- サイズ別のカラー糸が規格の判別を容易にします。

種類	規 格	包装	価 格
A 0.5号	7mm×26m 指(子供)	1箱	700円
B 1号	12mm×25m 指(大人)	1箱	1,200円
C 1.5号	16mm×25m 手	1箱	1,600円
D 2号	25mm×25m 腕・足	1箱	2,200円
E 3号	32mm×25m 肩・下腿・足	1箱	2,700円
F 4号	50mm×25m 頭・大腿	1箱	3,600円
G 5号	60mm×25m 胸・胸・腰	1箱	4,500円
H 6号	75mm×25m 胸・胸・腰	1箱	4,600円
I 7号	80mm×25m 胸・胸・腰	1箱	5,500円



チュービコット (アルケア) KN-565

弾力チューブ包帯

- ゴム系の優れた弾力性により、患部に適度な圧迫を与えます。
- 重ねてかぶせることで、圧迫強度や保温効果を調節できます。
- ゴム系は綿糸でカバーされているので、快適な肌触りです。

種類	規 格	入数	価 格
A 2号	6.5cm×5m 手・足	1巻	2,500円
B 3号	8.5cm×5m 腕・下腿	1巻	2,900円
C 4号	10.5cm×5m 膝・大腿S	1巻	3,300円
D 5号	12.5cm×5m 大腿	1巻	3,800円
E 6号	16.5cm×5m 胸S・腹S・腰S	1巻	4,600円
F 7号	20.5cm×5m 胸M・腹M・腰M	1巻	5,500円
G 8号	27.0cm×5m 胸L・腹L・腰L	1巻	6,700円

ケガの手当やシップの固定に



【業務用】

ミミ付きネットホータイ

ロング (ひざ用) 1袋100本入 (ビニール袋入)

802-053A 15,000円

寸法: 長さ30cm×幅8cm、素材: 綿・アクリル

ショート (ひじ用) 1袋100本入 (ビニール袋入)

802-053B 12,000円

寸法: 長さ20cm×幅7cm、素材: 綿・アクリル

抗菌・防臭糸使用

- ◆洗濯OKだから衛生的・経済的
- ◆ミミ付だからホツレの心配ナシ
- ◆従来のホータイの「ほどける」が解消

治療補助用品 (消毒綿花・ガーゼ)

そのまま使える外皮消毒剤

サッとひと拭き
使やすく、経済的な
アルコール含浸綿

医薬部外品



消費量が多い時に最適



携帯に便利な
1枚包装



外皮消毒薬 サラヤ アルコール含浸綿 200 (200枚入)

KF-260 400円

【成分】脱脂綿 (4cm×4cm) 48g、消毒液 250ml (日局エタノール80%、イソプロパノール、グリセリン、精製水)
【効能・効果】手指・皮膚の洗浄・消毒
【用法・用量】そのまま手指・皮膚に塗擦する。

外皮消毒薬 サラヤ アルコール含浸綿 100 (100枚入)

KF-265 280円

【成分】脱脂綿 (4cm×4cm) 24g、消毒液 125ml (日局エタノール80%、イソプロパノール、グリセリン、精製水)
【効能・効果】手指・皮膚の洗浄・消毒
【用法・用量】そのまま手指・皮膚に塗擦する。

外皮消毒薬 サラヤ アルコール含浸綿 100 (アルミパック1枚包装100枚入)

KF-272 600円

【成分】(1包装)
脱脂綿 (3.7cm×8cm 2折) 0.2g、消毒液 1.2ml (日局エタノール80%、イソプロパノール、グリセリン、精製水)
【効能・効果】手指・皮膚の洗浄・消毒
【用法・用量】そのまま手指・皮膚に塗擦する。

外皮消毒薬 サラヤ アルコール含浸綿 E 400入徳用 (アルミパック1枚包装400枚入)

KF-297 1,800円

80%エタノールを含浸

使いやすいカットシート。

- 取り出してすぐに消毒 【効能・効果】 手指・皮膚の洗浄・消毒
- やさしい拭き取り効果 【成分 (薬液100ml中)】 日局 エタノール 83ml
- 手間・時間を削減 日局 イソプロパノール 3.7ml
- 個包装と104枚パックの2タイプ 日局 精製水 適量
- 国内生産品

医薬部外品



外皮消毒剤 エスクリンα ONE 往診用 (1枚入×200包)

KF-268 1,150円

- 薬液量：1包中0.2gに薬液0.85mlを含浸
- 1枚の寸法：60×70mm ● 1枚に重量：2g (クラスI) 21700DZZ00168000

外皮消毒剤 エスクリンα 100 院内用 (104枚入)

KF-269 270円

- 薬液量：1包中20gに薬液98mlを含浸
- 1箱の寸法：125×125×40mm ● 1箱の重量：127g (クラスI) 21500DZZ01714000


消毒綿・さらし・三角巾



ソフラテトラメン (カット綿) 500g

4cm×4cm 802-028 1,900円
5cm×5cm 802-028B 1,900円
3cm×3cm 802-028C 1,950円


日本薬局方脱脂綿 医薬品ではありません。



医薬品ではありません。

吉田晒 (さらし)
802-018 1,450円
33cm×10mm

ガーゼ布
802-019 770円
30cm×10mm



メトル® (小折りガーゼ)

802-057

サイズ	枚数	価格
A 1号 5cm×5cm	100枚	600円
B 2号 5cm×7.5cm	100枚	700円
C 3号 7.5cm×7.5cm	100枚	900円
D 4号 7.5cm×10cm	100枚	1,000円
E 5号 10cm×10cm	100枚	1,500円



ガーゼ (日本薬局方ガーゼタイプ1)

802-032

サイズ	枚数	価格
A 1m×30cm	1枚	100円
D 10m×30cm	1枚	700円



脱脂綿 500g
KF-211 1,600円

医薬品ではありません。



三角巾 (フチトリ)

802-026

サイズ	枚数	価格
M 95×95×135cm	1枚	460円
L 105×105×150cm	1枚	590円
LL 125×125×180cm	1枚	850円

治療補助用品 (ギプス・固定材)

●掲載されている価格は **税抜き価格** です。



副木とクッション材が一体化。カバー不要で作業が効率的に。特長

●必要な位置で折り曲げて装着でき、高い強度で患部を固定します。●クランメルシーネをクッション材で包みこんでいるため、カバーは不要です。●クッション材はやや堅めのラバタン'とソフトウレタン。●副木の凹凸が肌に感じません。●肌との接触面に綿パイルを使用。吸湿性が高くソフトな肌触りです。

ソフトスプリント KN-719 [クラスI]

種類	製品規格(巾×長さ)	1函入数	価 格
5S	4.5cm×21.5cm	6本	3,420円
4S	4.5cm×32.0cm	6本	
3S	6.0cm×41.0cm	6本	
SS	7.0cm×51.0cm	6本	
S	8.0cm×63.0cm	6本	
M	9.0cm×72.0cm	6本	5,100円
L	10.0cm×83.0cm	6本	




アルフェンス (アルミ副子)


KN-709

- 指や手部の副子としてすぐれた固定力が得られます。
- 肌側のウレタンフォームにより、患部を優しく保護します。
- 固定部位や姿勢に合わせて、曲げ加工やハサミでの切断が可能です。

[クラスI]




	種類	規 格	入数	価 格
A	1号	1.5mm×40mm×400mm 腕用	6枚	4,170円
B	2号	1.5mm×50mm×400mm 腕用	6枚	
C	3号	1.0mm×75mm×400mm 腕用	6枚	
D	4号	1.0mm×100mm×400mm 腕用	6枚	
E	8号	厚サ1.0mm カエル型 指用	12枚	1,860円
F	9号	厚サ1.0mm トンボ型 指用	12枚	
G	10号	1.5mm×13mm×200mm 指用	24枚	3,720円
H	11号	1.0mm×13mm×200mm 指用	24枚	
I	12号	1.5mm×18mm×400mm 指用	12枚	1,860円
J	13号	1.5mm×25mm×400mm 指用	12枚	



スダレ副木 @630 10枚単位


KN-711 6,000円

サイズ: 約28cm×30cm



呉氏副木 各10枚束 KN-712

	種類	規 格	価 格
A	特大	63×380mm	2,400円
B	大	55×335mm	2,305円
C	中	45×290mm	2,305円
D	小	37×240mm	2,305円
E	極小	32×210mm	2,200円



クランメルシーネ KN-710

	規 格	価 格
A	D20mm×W60cm	700円
B	D30mm×W100cm	1,000円
C	D40mm×W100cm	1,000円
D	D50mm×W100cm	1,000円
E	D60mm×W100cm	1,100円
F	D75mm×W100cm	1,200円
G	D90mm×W100cm	1,300円
H	D100mm×W100cm	1,500円




軟膏壺 (プラスチック製深型)

KH-501

	容量(g)	φ(mm)	個装(個入)	価 格
A	5	29	100	1,700円
B	10	36	100	2,100円
C	20	42	100	2,700円
D	30	42	100	3,500円
E	50	55	100	5,400円
F	100	55	50	4,050円

キャップの色を下記よりご指定ください。

白	レッド	ブルー	イエロー	グリーン
ピンク	藤	オレンジ	クリーム	



クランメルシーネ TSF-100

KU-013

亜鉛メッキ

	品番	サイズ	鋼線の太さ		価 格
			長線	短線	
A	TSF-100-30	30×300mm	φ2.9mm	φ1.4mm	480円
B	TSF-100-40	40×400mm	φ2.9mm	φ1.4mm	500円
C	TSF-100-50	50×500mm	φ2.9mm	φ1.4mm	520円
D	TSF-100-60	60×600mm	φ2.9mm	φ1.4mm	580円
E	TSF-100-70	70×700mm	φ3.2mm	φ1.4mm	660円
F	TSF-100-80	80×800mm	φ3.2mm	φ1.4mm	700円
G	TSF-100-90	90×900mm	φ3.2mm	φ1.4mm	860円
H	TSF-100-100	100×1000mm	φ3.2mm	φ1.4mm	1,000円
I	TSF-100-120	120×1200mm	φ4.0mm	φ1.4mm	1,740円



石州紙

802-017 10,000円

250mm×350mm
1 締め2,000枚入

固定材

治療補助用品（ギプス・固定材）

熱可塑性キャスト材



プライトン®-100

熱可塑性キャスト材

〔クラスⅠ〕

- 65～75℃で軟化し、素手でキャストリングができます。
- ヒートガンによる加熱で軟化し、細部修正や補強も容易です。
- 綿100%の基布は、縦横に伸び、フィット性に優れています。

	種類	幅×長さ	1函入数	価 格
A	ロール	2号 5.0cm×1.8m	4巻	3,200円
B		3号 7.5cm×1.8m	4巻	4,800円
C		4号 10.0cm×1.8m	4巻	6,400円
D		6号 15.0cm×1.8m	4巻	9,600円
A	シーネ	3号 7.5cm×45.0cm	10枚	3,000円
B		4号 10.0cm×45.0cm	10枚	4,000円
C		6-1号 15.0cm×45.0cm	10枚	6,000円
D		6-2号 15.0cm×90.0cm	10枚	12,000円


ロール

KN-707



シーネ

KN-708



水硬性キャスト材



キャストライト®・α

ファイバーグラスキャストリングテープ

〔クラスⅠ〕13B1X00207000036

- 水硬性樹脂とガラス繊維により、少ない層数で強度が得られます。
- 高剛性のガラス繊維基布により、軽量で高い固定力を提供します。
- ニット構造の適度な弾性により、優れたモデリングが得られます。

	種類	幅×長さ	1函入数	価 格
A	ロール	2号 5.0cm×3.6m	10巻	5,500円
B		3号 7.5cm×3.6m	10巻	6,600円
C		4号 10.0cm×3.6m	10巻	8,800円
D		5号 12.5cm×3.6m	10巻	11,000円
A	シーネ	3号 7.5cm×50.0cm (4層重ね)	10パック	7,000円
B		4号 10.0cm×50.0cm (4層重ね)	10パック	9,000円

ロール

KN-673



シーネ

KN-674



熱可塑性ギプス包帯

お湯で軟化し、手軽に作製が可能です。



熱可塑性ギプス包帯
ルナキャスト

S 5cm×3.6m 6巻	KU-014A	7,800円
M 7.5cm×3.6m 6巻	KU-014B	12,000円
L 10cm×3.6m 6巻	KU-014C	15,800円

〔クラスⅠ〕13B3X00207000054

キャストリング、スプリントとしても使用できる汎用性の高いキャスト材です。

- 70℃以上で軟化し、素手でご使用になれます。
- 硬化後でも補強が簡単にできます。
- 熱可塑性なので、硬化後も再加熱で軟化し、修正が可能です。
- 必要な量だけ使用できるので経済的です。
- シャワーも可能です。
- フィット性に優れています。
- コールドスプレーや水を使用する事で硬化時間を短縮できます。

熱可塑性プラスチックシート

切って温めると自由に成形できる
万能固定用シーネの登場です!!

軟化成形

65℃以上に温めることで柔らかくなり、3回程度であれば成形した後も再加熱が可能です。

高い固定力

常温になると元の硬さに戻るため、部位に沿った細やかな固定が可能です。

巻きやすさ

表裏どちらも非粘着でべとつかず、2倍以上の伸び率があるので、固定部位に巻きやすいです。

固定用熱可塑性シーネ
ソフラックスサーモ

KN-600

〔クラスⅠ〕13B3X10138000007

	規格	販売単位	価 格
A	210mm×300mm 厚さ1.6mm	1枚	8,600円
B	210mm×300mm 厚さ2.4mm		

ソフラックスサーモについて



お湯やホットプレートで
65℃以上に加熱すると...



透明になります

表面を少し冷やして引っ張ると...
約2倍以上に伸びます!!



加熱後、適した形状に成形してください



成形例①



成形例②



治療補助用品 (ギプス・固定材)

●掲載されている価格は **税抜き価格** です。

キャスト用下巻材



ストッキネット

メリヤス編みチューブ包帯 (純綿製)

KN-678

- 綿100%で肌当たりが良く、吸湿性に優れています。
- 編み構造による適度な伸びで、装着部位へのフィット性を高めます。
- 下巻材としての使用以外に、他の用途にも幅広く使用できます。

種類	規格(幅×長さ)	1箱入数	価 格
A 1号	2.8cm×18.0m	1巻	1,800円
B 2号	5.0cm×18.0m	1巻	2,900円
C 3号	7.5cm×18.0m	1巻	4,000円
D 4号	10.0cm×18.0m	1巻	5,100円
E 5号	13.7cm×18.0m	1巻	6,200円
F 8号	20.0cm×18.0m	1巻	8,400円
G 10号	24.5cm×18.0m	1巻	10,600円



オルテックス®

ギプス用綿包帯

KN-675

- 綿とレーヨンの混紡で、肌触り・吸湿性に優れています。
- クッション性、手切れ性に優れ、簡便に使用できます。
- 青色に着色してありますので、ギプスカット時の目印となります。

種類	規格(幅×長さ)	1箱入数	価 格
A 青2裂	15cm×4.5m	12巻	2,700円
B 青3裂	10cm×4.5m	18巻	2,700円

ファイバーグラススプリント



オルソグラス® II

KU-015

〔クラス I〕13B1X10146000101

- 特許取得のILPニットテクノロジー：ラミネートを固定するための相互連結機能による3次元ニットの単層ファイバーグラスコア
- 患部に合わせて自在に加工できるフェルトパッド一体型構造のギプスシーネです。
- 芯材と一体型のパッドはポリプロピレン製で肌に優しく、下巻き処置不要で使用できます。

種類	規格(幅×長さ)	1箱入数	価 格
A 2号	5.0cm×4.5m	1ロール	25,000円
B 3号	7.5cm×4.5m	1ロール	29,000円
C 4号	10.0cm×4.5m	1ロール	31,000円
D 5号	12.5cm×4.5m	1ロール	36,000円
E 6号	15.0cm×4.5m	1ロール	43,000円

キャスト用補助材



キャストヒール

KN-676

- 着脱式のヒールカップ構造で、室内外の使い分けが可能です。
- 舟底型形状で、接地〜けり出しとスムーズな歩行を提供します。
- ポリウレタン素材で軽く、耐久性にも優れています。

種類	規格(幅×長さ)	1箱入数	価 格
L	5.8×18×4.1cm	6個	3,504円
M	5.5×15×3.5cm	6個	3,504円
S	4.6×15×3.5cm	6個	3,504円
アキレス	7×18cm(25°傾斜付)	2個	1,168円



キャストシュー®・WP

歩行用キャストカバー・防水

KN-722 2,500円

- 靴底は歩きやすい独自の舟底形状で、つますきにくくスムーズに足を運べます。
- 面ファスナーの採用により、一人で簡単に着脱できます。
- 表面に撥水加工を施した防水素材で水に濡れにくく、ブーツ形状のためキャストが汚れません。

種類	足長(目安)	全長(内寸)
LL	26.5cm~29.5cm	32.0cm
L	24.5cm~26.5cm	28.0cm
M	22.5cm~24.5cm	26.0cm
S	20.5cm~22.5cm	24.0cm

※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。



キャストサンダル

歩行用キャストサンダル

KN-851 2,500円

- 通気性の高いメッシュ素材を採用したサンダルタイプで、ムレにくく快適に使用できます。
- 靴底は歩きやすい独自の舟底形状で、つますきにくくスムーズに足を運べます。
- スプリント材など、つま先方向に固定部分が長くなる場合でも装着でき、多様な固定材に対応します。

種類	足長(目安)
L	24.5cm~29.5cm
S	20.5cm~24.5cm

※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。

ギプスカッター

本体に内蔵されたモーターにより刃を振動させ、ギプスを形成する石膏又は合成材料等を切断することができます。



ギプスカッター電動式 CB-06

KN-790A 180,000円

〔クラス I〕11B1X1000640M101



CB-06L (φ65)

KN-790B

4,000円

CB-06S (φ50)

KN-790C

4,000円

本 体 全長: 330mm 把持部幅径: 62mm
 ブレード 丸鋸刃: 径50mm及び、丸鋸刃: 径65mm
 電気的定格 定格電源電圧: AC100V 定格電源周波数: 50/60Hz
 JIS T 0601-1-2:2002に適合

製品内容



専用ケース 本体(ワッシャー・固定ネジ付) レンチ2本

- 本体: 1台、●ブレードφ65: 1枚、●ブレードφ50: 1枚、●レンチ: 2本、●専用ケース: 1箱

ギプス・ギプスカッター



ダイハップクール

S 801-009S

L 801-009L

(第3類医薬品)

Sサイズ 10kg Lサイズ 10kg
1箱500枚(5枚×100袋) 1箱250枚(5枚×50袋)
1枚: 20g, 14cm×10cm 1枚: 40g, 20cm×14cm

成分・分量 (膏体100g中)	サリチル酸メチル l-メントール dl-カンフル 塩酸ジフェンヒドラミン	2.0g 0.625g 0.5g 0.02g
効能・効果	腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、 筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折 痛	
特徴	ポリウムある爽快な刺激と香り 肌にやさしい弱酸性冷感バップ剤 抗ヒスタミン剤配合でカブレ防止	



温熱ダイハップL

801-125

(第3類医薬品)

1箱600枚(6枚×100袋)

成分・分量 (膏体100g中)	サリチル酸グリコール dl-カンフル トコフェロール酢酸エステル トウガラシエキス (原生薬換算量3.75g)	1.0g 0.3g 0.2g 0.3g
効能・効果	腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、 筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折 痛	
特徴	○トウガラシエキスを配合により患部に 心地よい温熱刺激を与え、血液循環 作用をよくし、腰痛、肩こり、関節痛 などの慢性疾患にすぐれた効果を発 揮します。 ○粘着性にすぐれた基剤とタテ・ヨコ に伸縮性のある不織布を使用してい ますので、はがれやすい部位にも ピッタリとフィットします。	



ダイハップ FRテープV

801-121

(第2類医薬品)

1箱700枚(7枚×50袋×2)
1枚: 0.7g, 10cm×7cm

成分・分量 (膏体100g中)	フェルピナク l-メントール トコフェロール酢酸エステル	5.0g 4.2g 2.3g
効能・効果	腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、 筋肉痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛 みとはれ)、肘の痛み(テニス肘など)、 打撲、捻挫	
特徴	従来の有効成分フェルピナク3.5%か ら5.0%に増量しました。さらにl-メン トールを有効成分とし、クールな刺激 感をアップさせました。また、トコフ エロール酢酸エステル(ビタミンE)を 配合し、血流改善を促します。	



ダイハップ FRテープV (大判)

801-122

(第2類医薬品)

1箱560枚(7枚×40袋×2)
1枚: 1.4g, 14cm×10cm

成分・分量 (膏体100g中)	フェルピナク l-メントール トコフェロール酢酸エステル	5.0g 4.2g 2.3g
効能・効果	腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、 筋肉痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛 みとはれ)、肘の痛み(テニス肘など)、 打撲、捻挫	
特徴	従来の有効成分フェルピナク3.5%か ら5.0%に増量しました。さらにl-メン トールを有効成分とし、クールな刺激 感をアップさせました。また、トコフ エロール酢酸エステル(ビタミンE)を 配合し、血流改善を促します。	



ティパップAクール

801-033

(第3類医薬品)

10kg
1箱500枚(5枚×100袋)
1枚: 20g, 14cm×10cm

特徴	○優れた冷却効果 自社開発の高含水性高分子吸収体 膏体重量20gでより多量の水を含 有し、冷却効果が長時間持続 ○優れた粘着性 自社開発の高分子吸収体を採用 長時間貼付しても剥がれにくい優 れた粘着性 ○新製法不織布採用 高伸縮の新製法不織布採用
----	--



ティパップAホット

801-034

(第3類医薬品)

1箱500枚(5枚×100袋)
1枚: 10cm×7cm

成分・分量 (膏体100g中)	l-メントール サリチル酸メチル	10mg 5mg
効能・効果	腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、 筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折 痛	
特徴	柔軟性のある肌色基布を使用してい ますので、貼りがすく目立たなく、粘 着性にすぐれ、関節部にもピッタリと フィットします。	



ティパップZクール

801-047

(第3類医薬品)

1箱600枚(6枚×100袋)

成分・分量 (膏体100g中)	サリチル酸メチル dl-カンフル l-メントール トコフェロール酢酸エステル	0.5g 0.5g 0.3g 0.1g
効能・効果	打撲、捻挫、筋肉痛、筋肉疲労、腰痛、 関節痛、肩こり、骨折痛、しもやけ	
特徴	○鎮痛・消炎効果と冷湿布作用をあわ せもった冷感バップ剤です。 ○炎症や痛みなどに効果のある成分 の働きで、打撲、捻挫などにすぐれた 効きめを発揮します。 ○粘着性にすぐれた基剤と、伸縮性に すぐれた基布を使用していますので、 関節部位にもピッタリフィットします。	



ティパップFB

801-130N

(第2類医薬品)

1箱420枚(7枚×60袋)

成分・分量 (膏体100g中)	フェルピナク	0.5g
効能・効果	肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、 筋肉痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛 みとはれ)、肘の痛み(テニス肘など)、 打撲、捻挫	
特徴	○有効成分(フェルピナク)が痛みの原 因物質の生成を抑え、痛みを鎮める 鎮痛・消炎フェルピナクバップ剤です。 ○粘着性に優れた基剤と伸縮性のある 基布を使用していますので、ひじやひ ざにもピッタリフィットします。 ○基剤中の水分により、打撲、捻挫等 による熱を持った患部を心地よく冷 却します。	



クールリフェンダ

801-058C

(第3類医薬品)

1箱600枚(6枚×100袋)

成分・分量 (膏体100g中)	サリチル酸メチル l-メントール トコフェロール酢酸エステル dl-カンフル	0.5g 0.3g 0.3g 0.5g
効能・効果	鎮痛、消炎	
特徴	○高含水性の基剤を使用 ○弱酸性で肌にも優しい ○優れた湿布効果	



ティプラスターID

801-092N

ティプラスターID ホット

801-092N

(第2類医薬品)

1箱600枚(10枚×60袋)

成分・分量 (膏体100g中)	インドメタシン	3.75g
効能・効果	腰痛、筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、 関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘 の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫	
特徴	○有効成分インドメタシンが痛みの原 因物質の生成を抑え、痛みを鎮める 消炎鎮痛インドメタシン配合テーブ ラ剤です。 ○粘着性にすぐれた基剤と伸縮性 のある基布を使用していますので、関 節部位にもピッタリフィットします。	



ティパップID

801092N

(第2類医薬品)

1箱600枚(6枚×100袋)

成分・分量 (膏体100g中)	インドメタシン(D00141)	0.5g
効能・効果	腰痛、筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、 関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘 の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫	
特徴	○有効成分インドメタシンが痛みの原 因物質の生成を抑え、痛みを鎮める 消炎鎮痛インドメタシンバップ剤です。 ○粘着性にすぐれた基剤と伸縮性 のある基布を使用していますので、ひ じやひざにもピッタリフィットします。 ○基剤中の水分により、打撲、捻挫等 による熱を持った患部を心地よく冷 却します。	



エイクレス

801-113

(第2類医薬品)

1箱600枚(6枚×100袋)
1枚: 10g, 14cm×10cm

成分・分量 (膏体100g中)	l-メントール リドカイン	0.75g 0.5g
効能・効果	腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、 筋肉痛	
特徴	局所麻酔薬リドカインとl-メントールの 配合により、肩こり、筋肉痛などに ダブル効果を発揮します。	

< 本社・新潟扱 >



消毒用エタノール
801-001 (500ml)
(1箱20本入)



ネオ消アル「ヨシダ」
801059N (500ml)
(1箱24本入)



消毒用エタノール液IP
801-147N (500ml)



サラヤ消毒用エタノール
801-071 (500ml)



サラヤイソプロパノール
801-072 (500ml)



エコ消エタ®消毒液
801-145N (16ℓ)



消毒用イソプロパノール
801-002 (500ml)
(1箱20本入)



マスキ水
801089N (500ml)
クロルヘキシジン製剤



ラポテック液
801090N (500ml)
クロルヘキシジン製剤



クロルヘキシジン
801-004 (500ml)
クロルヘキシジン製剤



ヒビテン液
801-004B (500ml)
クロルヘキシジン製剤



サラヤ塩化ベンザルコニウム液
801-070 (500ml)



トリゾン消毒液
801-005 (500ml)
逆性石けん



メンタームQ
白 430g 801-013



メンタームQ
赤 430g 801-013B



新テイジェルID1%
801-112N
(第2類医薬品)
25g×40



新テイクリームID1%
801-111N
(第2類医薬品)
25g×40



メンタームQ
チューブ 801-036



紫雲膏
チューブ 20g 801-059A

成分 (100g中)	インドメタシン 1g トメントール 3g
効能・効果	筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、 関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘 の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

成分 (100g中)	インドメタシン 1g トメントール 3g
効能・効果	筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、 関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘 の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫



リフェンダ
ローション
80ml
801-118

商品コード	商 品 名	単位
801-001B	消毒用エタノール16ℓ	1缶
801-002C	イソプロパノール18ℓ	1缶
801-049	エルペナEG 7cm×10cm 1箱1,000枚入	1箱
801-061	アイレンチック 40g×50	1箱
801-040A	ウエルバス300ml	1箱
801-042	サロメチール40g	1本
801-046	サンスピック	1箱

商品コード	商 品 名	単位
801-026	ラクールC	1箱
801-027	ラクールH	1箱
801-031	ラクールタッチ38g×50	1箱
801-032	コランディス	1箱
801-051A	リードバップ(フィット)10kg	1箱
801-051C	リードバップDS10kg	1箱
801-058	GSリフェンダ(6枚入×100袋)	1箱

商品コード	商 品 名	単位
801-019	白色ワセリン500g	1本
801-123	イソプロ50 18ℓ(昭和製薬)	1本
801-124	消毒用エタノール 16ℓ(昭和製薬)	1本

快適な貼り心地

**快速冷却を
実現!!**

柑橘系の
香り

水分含有量
約70%

粘着力
アップ

冷却材に
ミネラル
配合

リラックス
効果

- 高含水基材を使用し、水分含有量を約70%にすることで、ひんやり感、冷却持続時間をアップさせました。
- 冷却材にミネラルを配合。
- 従来品に比べ粘着面をより密着させるため粘着力をアップさせました。
- 柑橘系(オレンジベースに柚子の香りを追加)の香りでリラックス効果も得られると考えられます。

アクアシート

KK-814 13,000円

1箱500枚入(1袋5枚入×100袋)
1枚あたりの膏体量: 18g
1枚あたりの水分含有量: 約70%
香料: 柑橘系
(オレンジベースに柚子の香りを追加)
清涼剤: L-メントール配合
膏体の色: 青緑



1袋5枚入 ×100袋

貼付型冷却材

※本品は医薬品ではありません。
※治療院・接骨院等でも患者様に販売可能



「こんなシートがほしい!!」

現場の声を商品にしました。

現場の声
その1

早く冷却したい

- 皮膚への浸透率を従来比120%アップさせました。
- 高含水基材を使用し、水分含有量を約70%にすることで、ひんやり感、冷却持続時間をアップさせました。

現場の声
その2

すぐ剥がれる

- 従来品に比べ粘着面をより密着させるため、粘着力をアップさせました。

現場の声
その3

カブレやすい

- シート基材にミネラルを配合しました。

現場の声
その4

薬品臭がする

- 柑橘系(オレンジベースに柚子の香りを追加)の香りでリラックス効果も得られると考えられます。

体の芯から温める

通常の温感製品に比べ、

ピリピリ感が少なく、温かさを芯から感じます。

ショウガ末
使用



ショウガは寒い冬や
風邪のひき始めなどに、
昔から親しまれてきました。



ショウガ末の特性【じわじわと体の芯から温める】

しょうが湿布は昔から日本に伝えられる民間療法で、腰痛や肩凝りなどに用いられてきました。ショウガ末には、辛味成分: 0.6~1.0%が含まれております。主成分としてジンゲロールやショウガオール等が含まれています。ショウガオールは、じわじわと体の芯から温めてくれて、新陳代謝機能を高める作用をもちます。

ホットパッチは日本国内で製造しています。安心の日本製です。

ホットパッチ

KK-813 13,000円

サイズ: 10cm×13.8cm
容量: 1箱500枚入(1袋10枚入り×50袋)
ホットパッチは医薬品ではありません。

- 優れた粘着力により、テープを使わなくてもはずれません。
- ショウガ科ショウガの根茎を乾燥し、粉末にしたものを使用しています。



クーリンプラス

801-057 17,000円

1箱1000枚(10枚×100袋)
1枚: 14cm×10cm
※医薬品ではありません。

【特徴】
貼って3分、今までのシップとの違いがわかります。新基剤SIS使用。

- 天然メントール4.3%
- 通気性がよくかぶれにくい
- 粘着力がありテープ不要
- 微香性
- 水を含まないので冷やすのが良い方に最適



コリメシン

KK-803 6,700円

コリメシンホット

KK-804 7,500円

1箱600枚(6枚×100袋)
※医薬品ではありません。

【特徴】

- 清涼成分: ℓ -メントール配合
- ℓ -メントールのこごち良い刺激感
- 白い膏体
- 水分60%の膏体で強い冷却感
- ℓ -メントール(別名: ハッカ脳)とは、局所刺激、清涼、無色の結晶、特異で爽快な芳香があります。ハッカに含まれる成分で、塗布する時、局所に冷やり清涼感を与えます。

100%天然の香りのリラックスシート

ラベンダー グレープフルーツ ヘルガモット
マジョラム ローズマリー



- よく歩いた日の夕方に
- ハイヒールを履いた日に
- 立ち仕事にも、後にも
- お風呂上がり、寝る前に

めぐりフレ

1箱200枚(20枚×10個)

KK-834 6,000円



コリメシンクーリング

KK-828 8,200円

1箱600枚(10枚×60袋)

【成分・分量】清涼成分(メントール)・BHT配合
【効能・効果】冷却シート
【特徴】クールな刺激でスッキリ、リフレッシュ! 肌色の基布に伸縮性があり、違和感なく肌にフィットします。

リハビリ・トレーニング用具

測定機能付自力運動訓練装置
レッグエクステンション WTS-02LKR-609 **1,100,000円** (クラスI) 27B2X00088000020

定格電源電圧及び周波数	AC100V 50/60Hz
電源入力	600VA
電撃保護	クラス I 機器 B形装着部
本体寸法	幅785×奥行1,320～1,450×高さ1,220 (mm)
質量	83 kg
使用筋	大腿四頭筋
負荷設定	20～500N 精度±5%F.S.
筋力測定	100～850N 精度±5%F.S.
回数設定	1～100回



フレックスチェア SD-100F

KR-610 **110,000円**

不安定座面で骨盤の動きを引き出す

座面が360°全方向に傾斜するため、骨盤帯につながる筋のリラクゼーション及び脊柱彎曲運動を引き出すことが可能です。

- グリップを握ることによって頭部の動きを抑え、正しい骨盤運動が簡単に行えます。
- 座面の動作スピードが調節できるため、無理のないスピードで運動が行えます。

本体寸法	幅875×奥行595×高さ790～860 (mm)
質量	16 kg
座面傾斜角度	20°
座面高さ	430～500 (mm)



ツイストチェア SD-100T

KR-611 **120,000円**

体重を免荷した状態で胸椎の捻転運動

胸椎部を中心とした回旋運動を行うことで、脊柱の彎曲が改善し、四肢の筋緊張解放が期待できます。

- 上半身質量の20～30%を免荷した状態で運動できるため、脊柱捻転の運動連鎖を容易に引き出せます。

本体寸法	幅875×奥行600×高さ900 (mm)
質量	15 kg
手すり回転角度	270°
座面高さ	410～530 (mm)



ストレッチングベンチ SD-100B

KR-612 **95,000円**

ストレッチングベンチは誰でも簡単に効率良く、下肢筋群のストレッチを行うことができるように工夫して開発されたベンチです。
マットの傾斜により、簡単に骨盤の前傾が引き出せ、ハムストリングス、下腿三頭筋の筋緊張解放が期待できます。

- 30°の傾斜で、仙腸関節の動きを簡単に引き出せます。
- 足乗せプレートが可動式で、無理のない足関節角度で、痛みなく運動が行えます。

本体寸法	幅570×長さ1,200×高さ710 (mm)
質量	19 kg

上肢交互運動器 椅子型
K2200MKR-348 **98,000円**

健側の手で患側肢の他動運動を行い、肩関節の可動域増大と筋力増強を図ります。

おもな仕様

外形寸法	幅620×奥行600×高さ2,260 (mm)
材質	本体：鉄 シート：抗菌レザー張り
質量	18 kg

付属品

吊滑車	1個
自在木	1個
握環	2個
ナイロンロープ(8mm)	3m

連動昇降式平行棒 パラレル
(ストレートタイプ)
B4120P 3.5mKR-613 **550,000円**

おもな仕様

材質	エンドキャップ：ゴム 支柱：スチール 支柱カバー：プラスチック 手すり：スチール+エラストマー
外形寸法	幅800×奥行3,500×高さ670～1,000 (mm)
手摺	直径：φ43mm 高さ調整ストローク：330mm 調整ピッチ：無段階 手摺間の幅(内寸)：560mm
質量	83 kg

業務用
アップライト
バイク
B8 E Plus

KR-614

750,000円

- 脈拍：ハンドタッチセンサー式及び遠隔測定心拍センサー
- スライド：50 cm ●サイズ：約 幅69×長113×高146 cm
- 使用体重制限：150 kgまで
- 電源：単相AC100V 専用回路使用
- 重さ：約 66 kg ●台湾製 ●搬入設置費用別途

業務用
アップライト
バイク
U1x MATR-2

KR-615

460,000円

- サイズ：(約) 幅66×長154×高131 cm
- 使用体重制限：182 kgまで
- 重さ：(約) 88 kg
- 電源：セルフパワー(自家発電)
- 最小ワット：7w ●最小RPM：25
- USB差込口：スマートフォン充電用
- プログラム
マニュアル・インターバル(ヒルインターバル/ランダムヒル)/マルチFX(一定ワット/ランダム)・ゴール(時間ゴール/距離ゴール/カロリーゴール)・心拍数(目標心拍数/体重減量)体力テスト ●製造国：台湾

業務用
エリプティカル
E7 LED

KR-616

830,000円

- 計器表示：時間、距離、レベル、ワット、カロリー、ハートレート、ペース
- サイズ：約 長204×幅70×高77 cm
- 重量：120.6 kg ●負荷レベル：25段階
- スライド幅：約50 cm ●プログラム数：●電源：AC100V15A ●使用体重制限：182 kg
- 心拍測定：ハンドグリップセンサー式
- 生産国：台湾



トリガーポイントセラピー製品



A ブラック B オレンジ C カモフラージュ D ピンク E ライム

[長さ33cmのスタンダードモデル]
試合、遠征などに携帯可能

**グリッド
フォームローラー®**

KK-817 **5,000円**

直径：14cm 長さ：33cm 重さ：604g



ガイドブック付き
※ マッサージボールは除く



マッサージボール MB1

KK-837 **2,300円**

直径：6.5cm 重さ：22g グリーン



マッサージボール MB5

KK-838 **3,600円**

直径：12cm 重さ：141g グリーン



[長さ33cmの硬質モデル]
より強く筋膜・筋肉に圧迫が可能、
より強い刺激を求める方に

**グリッド
フォームローラー® X**

KK-817X **6,500円**

●フォームはスタンダードモデルの2倍の硬さ
直径：14cm 長さ：33cm 重さ：814g
ブラック



柔らかい
筋膜リリースのために

**コア
フォームローラー®**

KK-836 **4,500円**

直径：14cm
長さ：45cm
重さ：316g
グレー

ヴァレオ ボディボール

ホワイトボール (ポンプ付)

KJ-892 **3,800円**

直径55cm 身長159cm以下
直径55cmまでふくらませて使用する。

ブルーボール (ポンプ付)

KJ-893 **4,300円**

直径65cm 身長160cm~179cm以下
直径65cmまでふくらませて使用する。



本体：1.1kg
／箱入り：1.5kg
(空気入れポンプ：120g)
材質：塩化ビニール
日本語説明書

お部屋で簡単エクササイズ！
色々なエクササイズ方法があります。



バランス感覚も向上します

体のあらゆる部位の筋肉を鍛えます

安全性に優れた次世代のボール。

バランスボールはダンベルなどを使った筋力トレーニングでは鍛えにくい**インナーマッスル**のトレーニングに最適です。インナーマッスルのトレーニングは**姿勢をつかさどるお腹まわりを鍛え**、バランス感覚を養います。女性なら美しい立ち姿勢を、シニア世代ならスムーズに動けるカラダをつくるためのトレーニングができます。



グリーン

**バランスボール
セイフティー 65cm**

KR-601 **5,400円**

〈適応身長：165~185cm〉
●サイズ…φ65cm ●重量…約1.32kg



ブルー

**バランスボール
セイフティー 55cm**

KR-602 **4,400円**

〈適応身長：145~165cm〉
●サイズ…φ55cm ●重量…約1kg



ピンク

**バランスボール
セイフティー 38cm**

KR-604 **3,600円**

〈適応身長：KIDS〉
●サイズ…φ38cm ●重量…約500g



ブラック

**バランスボール
セイフティー 50cm**

KR-603 **4,000円**

〈適応身長：120~150cm〉
●サイズ…φ50cm ●重量…約980g

直径20cmのバランスボール。



ブルー

**ソフトバランス
ボール**

KR-605 **800円**

●サイズ…φ20cm (PVC)
●重量…約98g



ハンドポンプ

KR-606 **500円**

押しても引いても空気が
入るスピードタイプ

ウエストをキュッとシェイプ

ウエストのくびれは、日常鍛えにくい「腹斜筋」のトレーニングが効果的！

1日10分、このバランスディスクに座って「前後・左右・回転」運動をするだけで効果的にウエストを引き締められます。

バランスディスク (1個)

KJ-787 3,800円

バランスディスクポンプ付セット (1個)

KJ-787B 4,500円



バランスディスク用
ポンプ

KJ-787C

700円

《おしりゆらゆら運動法》

前後の運動で

腹直筋、腹筋、脊柱起立筋を刺激

左右の運動で

外腹筋、腰背筋、腰方形筋を刺激

回転運動で

大殿筋、中殿筋、

梨状筋をはじめ筋

肉全体を刺激。筋

肉がほぐれ腰痛解

消。シェイプアッ

プに効果的。



ディスクの裏は凹
凸になっているの
で足裏のマッサー
ジをしながらバラ
ンス感覚の訓練も
できます。



背骨のストレッチで肩・腰・背中をスッキリ！



Stretch Pole®

LPN社で無料動画が見られます。
<http://lpn-sp.co.jp/>



ストレッチポールEX型

KK-315D 8,500円

寸法：直径15cm×約98cm 重さ：830g
材質：低密度ポリエチレン・合成皮革カバー



ストレッチポールMX

KK-315E 9,000円

材質：ポリウレタン(PVCカバー)
サイズ：直径12.5×長さ97cm 重量：約900g



ストレッチポールEX型
ハーフカット (2個セット)

KK-315B 6,500円

寸法：巾15cm×高さ7.5cm×長さ40cm
重さ：220g×2

だれもが、いつでも、どこでもセルフケアを


5本購入で指導用テキストプレゼント！

今なら5本 (半円タイプは10本) 以上まとめて買うと、フォームローラーを使ったセルフケア指導法を会得できる、書籍『患者とできるフォームローラーパーソナルセラピー』がついてくるキャンペーンを実施中！

フォームローラー
1本につきセルフ
ケア実践ポスター
が付属！

Half

さらに負荷を軽減できる



CIANA
フォームローラー

1本 ソフト (ブルーマーブル)

KR-617A 7,800円

1本 スタンダード (グリーンマーブル)

KR-617B 7,800円

1本 ハード (レッドマーブル)

KR-617C 7,800円

1セット 半円タイプ2本入 (ブルーマーブル)

KR-617D 7,800円

※ソフトタイプとスタンダードタイプ・ハードタイプは硬さが違います。

サイズ：90cm×15cm 素材：EVA

重量：ソフトタイプ約450g、スタンダードタイプ約700g、ハードタイプ約1000g
中国製

Soft

高齢者のケアに活用できる



Standard

1本あれば、フレキシブルに応用可能



Hard


強めの刺激やトレーニングにも



CIANA
ヨガトレーニングマット 10mm

KR-618A 4,900円

サイズ：約183cm×61cm×10mm
重量：約1000g 素材：TPE
色：ダークグリーン 中国製



CIANA
ヨガトレーニングマット 6mm

KR-618B 4,700円

サイズ：約183cm×61cm×6mm
重量：約730g 素材：TPE
色：ラベンダー 中国製

バランスディスク・ストレッチポール・フォームローラー

リハビリ・トレーニング用具

リストウエイト、 アングルウエイトの超定番。

ソフトなフィット感の粒状ウエイト。
粒状のウエイトを使用しているため、棒状やプレート状ウエイトタイプとちがい、ゴツゴツせず、ソフトにフィットします。

金具を使用していません。

装着部に金具を使用しないタイプなので金属部が体に接触して痛むようなことはありません。

手首 リストウエイト



**ガウリ
リストウエイト
250g (2ヶ組)**

KR-359D **2,900円**

カラー：ブラック
適応サイズ：約15cm～20cm程度
寸法：7.5×25×1.3 (cm)
台湾製

手・足首 リスト&アングルウエイト



**ガウリ
アングルウエイト
300g (2ヶ組)**

KR-359E **3,400円**

カラー：ブラック
適応サイズ：約19cm～25cm程度
寸法：10×32×1.3 (cm)
台湾製



**ガウリ
アングルウエイト
500g (2ヶ組)**

KR-359A **3,800円**

カラー：ブラック
適応サイズ：約19cm～25cm程度
寸法：10×32×1.3 (cm)
台湾製



足首 アングルウエイト

**ガウリ
アングルウエイト
750g (2ヶ組)**

KR-359B **5,400円**

カラー：ブラック
適応サイズ：約19cm～25cm程度
寸法：10.5×39×1.3 (cm)
台湾製



**ガウリ
アングルウエイト
1kg (2ヶ組)**

KR-359C **5,900円**

カラー：ブラック
適応サイズ：約19cm～25cm程度
寸法：10.5×39×1.3 (cm)
台湾製



クローム ダンベル

●グリップ径：
(約) 28mm～32mm
●台湾製

**6～10kgは
グリップ回転式**

重量	商品コード	価格
1kg×2	KR-369B	6,600円
2kg×2	KR-369D	10,500円
3kg×2	KR-369F	14,500円
4kg×2	KR-369H	18,500円
5kg×2	KR-369I	22,500円
6kg×2	KR-369J	26,400円
7kg×2	KR-369K	30,400円
8kg×2	KR-369L	34,300円
9kg×2	KR-369M	38,200円
10kg×2	KR-369N	42,200円
1～10kg×2	KR-369T	244,100円

重錘バンド・ダンベル・ボトルベル



へるスイングダンベル

●材質…ABS樹脂・鉄
●中国製 商標登録済：5455099

品番	色	重量(約)	商品コード	価格
SD-15P	白/ピンク	1.5kg	KR-392A	7,500円
SD-15Y	白/黄	1.5kg	KR-392B	7,500円
SD-25W	黒/白	2.5kg	KR-392C	8,300円
SD-250	黒/オレンジ	2.5kg	KR-392D	8,300円



速心力を利用した
画期的なダンベルです。



女性にも手頃なサイズのウォーターダンベル！

ウォーターダンベルだから体力に合わせて重量調節ができます。
ダンベル体操に、パワーウォーキングやランニングに。

水を入れて
約400g

ボトルベル

KR-608 **700円**

カラー：Aブルー・Bレッド・Cグリーン
素材：(本体)PET、(キャップ)PP
日本製



パワー
ウォーキング
にも最適！



お部屋での気軽な
トレーニングにも！



Thera-Band

セラバンド KJ-874

セラバンドは、漸増抵抗訓練による筋力や筋持久力の増強、可動域訓練、柔軟性の改善などが手軽に行える、伸縮性に富んだ特殊ラテックスゴムバンドです。伸縮強度は色別に8段階。長さによって急激な強度変化を伴わない均一な抵抗力が、効果的な漸増抵抗訓練を可能にします。発売から15年、訓練ばかりでなく、障害防止にも有効性が認められ、世界各国でリハビリテーション、スポーツ医学やスポーツの現場、ハンドセラピー、急性期のケアや在宅訓練など幅広い分野でお使いいただいています。

6ヤード価格				50ヤード価格			
A	黄褐色	(極弱)	2,300円	I	黄褐色	13,500円	
B	黄色	弱	2,300円	J	黄色	14,500円	
C	赤色	中弱	2,500円	K	赤色	15,100円	
D	緑色	中	2,700円	L	緑色	16,500円	
E	青色	強	3,300円	M	青色	18,500円	
F	黒色	最強	3,800円	N	黒色	20,500円	
G	銀色	極最強	5,000円	O	銀色	26,500円	
H	金色	超最強	7,800円	P	金色	36,500円	

●セラバンドは、肘、前腕、手関節、肩、胸部と背上部、体幹、股関節、膝、足部など、ほとんどすべての関節運動に係わる抵抗運動が可能です。

●一般的な関節運動の他にも、車いす上での上肢・体幹訓練や姿勢保持、胸部エクスパンションによる呼吸機能の増強、ゴルフスイングなどの機能的連鎖訓練、PNF抵抗訓練、上下肢の動的・機能的補装具(スプリント、スリングなど)の材料として、またリフティングやプッシュプル運動、固有感覚・神経筋パターンの再獲得や身体空間認知訓練など広範囲にわたってお使いいただけます。



三輪式モビリティトレーニングバンド モビバンEX

硬さふつう ブルー KJ-806A 2,200円
硬さやわめ イエロー KJ-806B 1,900円

いつでもどこでも
簡単エクササイズ

セラバンド®CLX KJ-839

ラテックスフリーのエクササイズバンドです。ループを連続して配置することで、複数のグリップオプションが実現し、上半身と下半身のエクササイズが同時に行えます。無料のアプリ(英語)は、ユニークなサポートツールとしてリハビリやトレーニングプログラムを強化するために用意されています。



	色(強度)	長さ	価格
A	黄色(弱)	1.5m	2,300円
B	赤色(中弱)	1.5m	2,400円
C	緑色(中)	1.5m	2,500円
D	青色(強)	1.5m	2,700円
E	黒色(最強)	1.5m	2,950円

RBトレーニングチューブ ●新素材(無臭特殊合成ゴム)使用



ハードタイプ KJ-788A

2,500円
サイズ:長さ2.5m
カラー:ブルー・イエロー



ソフトタイプ KJ-788B

2,000円
サイズ:長さ3m
カラー:ピンク・パープル



スーパーソフト KJ-788C

2,000円
サイズ:長さ1m
(ライトブルー)+2m(グリーン)
カラー:ライトブルー+グリーン



シェイプリング(リング状・70cm) KJ-840

●3種類の強度で体幹トレーニングが可能。●体幹、体軸の基礎、さらに強い体幹づくりに。またリハビリやシェイプアップ、ロコモ対策やメタボ予防に。●木場克己監修のトレーニング解説書付き。

品名/カラー	サイズ	価格
A フィットネス/ピンク	巾10×円周70cm	1,000円
B スタンダード/パープル		
C アスリート/ブルー		

シェイプリング(リング状・90cm) KJ-841

●結び目がないので一定の張力を保持。長さの3倍まで伸ばすことが可能。●アスレチックトレーニングやシェイプアップなど、多様なトレーニングに。●ラテックス(天然ゴム)の採用で耐久性は抜群。●トレーニング解説書付き。

品名/カラー	サイズ	価格
A ライト/イエロー	巾7.5×円周90cm	850円
B ミディアム/グリーン		
C ヘビー/ブルー		



シェイプリング(リング状・60cm)

●ジュニアや小柄な女性に最適な円周60cmのリング。●運動神経や運動能力の向上、シェイプアップに。●木場克己監修のトレーニング解説書付き。

チャレンジ/ライム

KJ-842 1,000円
巾10×円周60cm

組立は、梱包を開き左右のウェストを差し込むだけでOK



2年間保証

※消耗品については保証対象外となります。

マッスルステーション MS-1011

オフィスなど準業務用

KK-619 **360,000円**

- サイズ…(約)幅127×長150×高185cm ●収納サイズ…(約)幅54×長59.5×高185cm
- 負荷…(約)47kg(上部6kg1枚・4.5kg9枚×2) ●使用体重制限…120kgまで
- 重さ…(約)168kg(ウェイト重量含む)
- 付属アタッチメント…ロングバー1本、ショートバー1本、ワンハンドバー1本
- 台湾製

アンデス セブンアイ AND-7i

家庭用

KK-620 **220,000円**

- 計器表示…時間、距離、カロリー、速度、レベル、ワット、RPM
- 心拍…ハンドグリップ式
- サイズ…(約)幅67×長173×高171cm
- 折りたたみサイズ…(約)幅67×長102×高171cm
- ストライド…50.8cm
- フライホイール…8.5kg
- 負荷装置…インダクションブレーキ
- 負荷レベル…1~30
- 使用体重制限…136kgまで
- 重さ…(約)79.5kg
- 電源…AC100V
- 中国製

※パケット通信料はお客様のご負担となります。
※ご自宅にwi-fi環境、およびwi-fiに繋がるパソコン、スマートフォン、またはタブレットが必要になります。



コントロールパネル

新型ブレーキシステム採用で、より快適なワークアウトを

- ◎足や腰への負担が少ない、自然でスムーズな動き。
- ◎全身運動で、ヒップアップや二の腕の引き締めにも。
- ◎インダクションブレーキが、30段階の負荷を瞬時かつ正確に変更。
- ◎ストライドが50.8cmで、より効果的なエクササイズ。
- ◎バスポートプレーヤー(別売)対応。
- ◎運動履歴を自動で記録するViewFit対応。

プログラム種類

マニュアル、インターバル、ゲーム、体力テスト、体重減量、体重減量プラス、ローリング、リバース、一定ワット、インターバルワット、目標心拍数ゾーン、目標心拍数%、ストレングスビルダー、カスタム

レベルに合わせて
乗り方いろいろ

ロデオスリム

KK-818 **29,800円**

- 電源…AC100V 50/60Hz 70W
- オートタイマー…約10分
- 適応体重…100kg以下
- 回転数…速：約80回/分
遅：約70回/分
- 外形寸法…幅 約29cm × 奥行 約56cm × 高さ 約41cm
- 質量(本体)…約7kg



初心者

普段あまり運動しない方

足を床につけ、脚全体でバランスをとる。



中級者

初級向けでは物足りない方

つま先を床に着け、お尻と背中、太ももでバランスをとる。



上級者

もっと効果的に引き締めたい方

足を前方に浮かせ、お腹と太ももでバランスをとる。

脚力低下にSTOP!

静音設計なのでまわりを気にせず夜間のトレーニングも安心してできます。

- 寝た姿勢や座った姿勢で、下肢と上肢の運動を同時に行う事が出来るようになりました。



電動なので手や足をおくだけ。

電動サイクルマシン エスカルゴ PBE-100 (2)

KK-446 **48,000円**

- ストレッチバンドは好みに合わせ長さ調節が出来ます。
 - ペダルに新設した接続リングに簡単に取り付け、取り外しが出来ます。
- 電源電力…AC100V 50/60Hz
消費電力…70W、タイマー：1分~30分
スピード…1~12段階
本体寸法…約41×40×31cm
本体重量…約7.1kg(安定ボード 約780g)
付属品…専用安定ボード・取扱説明書(保証書)

ベルトトレーナーDX

業務用

KK-429 **386,000円**

- 電源…AC100V・200W
- サイズ…(約)幅65×長105×高120cm
- 重さ…約55kg
- 15分タイマー付、無段階振動速度、調節可能
- 広幅ベルト：幅約9.3cm、細幅ベルト：幅約4cm 各1本付き
- 日本製 ※受注生産品


広幅ベルト(1本) 細幅ベルト(1本)

KK-429B

12,000円

KK-429C

12,000円



ニューホワイトベルト

KJ-891 **58,800円**

- 電源…AC100V・100W
- サイズ…(約)幅39×長94×高93cm
- 重さ…約14kg
- Wベルト…幅7.5cm
- 専用イス付
- 日本製

家庭用



簡単！寝るだけストレッチ！

背筋を伸ばして美しい姿勢をサポート！

◎仕事や勉強で固まった筋肉をほぐして
心も体もリフレッシュ！

サロフィックス バックストレッチャー

KK-854 2,000円

- カラー…ブラック
- サイズ(約)…縦37×横30×高さ(奥行)7cm
- 重量(約)…590g
- 材質・セット内容…生地 ポリウレタン、中身 EPE(発泡ポリエチレン)+MDF
- 中国製

◎椅子に座った状態でも使用できます。

◎身体のラインに合わせてお手軽にストレッチ！

ワンダーフォームローラー EV-302

KK-844 3,800円

- サイズ(約)…φ13×長30cm
- 本体材質…EVA、ABS
- 重さ…(約)490g
- 台湾製

ほぐす はがす ゆるめる のばす

デコボコの突起部分が、ハンドマッサージされているように身体を刺激します。

おうちで筋膜リリース

- ◎筋膜リリースを行うことで、肩こり・腰痛・身体の歪みなど改善します。
- ◎運動前後に行うことで筋肉がやわらかくなり、ケガの予防とリフレッシュ効果。
- ◎バランスを取ることで、体幹トレーニングもできます。



カンタン腹筋折りたたみらくらくソファ。

- 腹筋の運動強度は14段階の角度調整によりレベルに合わせて選べます。
- TVを見るときに首が疲れにくいヘッドレスト付。
- ヘッドレスト、背中、足当てシートが体に合わせて14段階の角度調整ができます。

腹筋らくらく座椅子 家庭用

KK-843 16,000円

- セット内容…レッグバー付
- 素材…張り地 ポリエステル100%、中材 ウレタンフォームスチールパイプ
- 本体寸法…本体最大(約)53×144.5×16.5cm(約9kg) 使用時(約)53×87×72cm
- 収納サイズ…(約)53×78×29cm
- ヘッドレスト…14段階調節
- 背もたれ…14段階調節
- 足当て…14段階調節
- 耐荷重…100kg
- 組立は必要ありません。
- 原産地…中国



収納に便利な折りたたみ式。

お尻や背中に優しいポリウレタン4層式。

レッグバーは体格に合わせて長さを調整でき、本体内にスッキリ収納。

2in1 エクササイズホイール“リラトレ” EV-301

KK-845 3,800円

- サイズ(約)…φ11×長42.5cm
- 材質…PP、TPE、スチール
- 重さ…(約)720g ●台湾製

腹筋 背中 太もも わき腹

リラクスマッサージ&トレーニング

1台でマッサージとトレーニングができるエクササイズホイールです。ワイド2輪ローラーで初心者でもバランスが取りやすく腹筋や腕力が鍛えられます。身体の流れが良くなり、リフレッシュを図ります。

トレーニングローラー(腹筋・二の腕に)

床の上でひざをつき、ローラーを握ったまま前方へゆっくりと身体を伸ばし、伸びきった後ゆっくり戻します。ダブルホイール(二輪)なので初心者でも安心して使用できます。



内転筋を鍛えて引き締まった太股のためのトレーニング！



胸筋を鍛えてバストアップのためのトレーニング！



フレックス オー リング(DVD付)

KK-819 7,600円

- 素材…ポリアミド(フレーム)、SEBS(グリップ部)
- 寸法…500×500×45(mm) ●重量…580g
- フランス製

お家で簡単シェイプアップ！

万が一足から外れても、はね返り防止機付きで安心して使用できます。



シェイプアップ トレーナー(はね返り防止機付)

KK-820 2,400円

- サイズ…(約)幅37×高さ12×奥行27cm
- 重さ…(約)720g
- 材質…スプリング/硬鋼線、ペダル/ポリエチレン、ハンドル/スチール・ウレタンベルト/EVA樹脂、はね返り防止機/ABS樹脂・スチール



新聞紙一枚分で使える最高のホームジム。

懸垂、腕立、腹筋、ぶら下がりのできるトレーニング器具。引く筋肉、押す筋肉の両方のトレーニングができます。

腕立・懸垂/UDEKEN(ウデケン)

KK-856 33,000円

- 調節範囲(懸垂)…1660~2210mm
- 調節範囲(腕立)…150~900mm(5段階)
- 寸法…1660×900×700mm ●懸垂の体重制限…80kg以下
- 重量…約16kg
- 材質…鉄
- 日本製



足首を固定し、逆さに宙吊りになることにより、体重で体を引っ張ります。日常とは逆の血液循環、骨格、筋肉への体重のかかり具合を負担なく容易に体験することにより足首のむくみ、腰痛、肩凝り等や、ストレスの緩和への効果が期待されます。



のび〜るⅢ

KJ-897

55,000円

家庭用

- サイズ…幅700×長1200×高1650~2300mm
- 使用体重制限…100kg ●適応身長…140~200cm
- 重さ…約25kg ●フレーム…白色ペイント



バックストレッチャー・腹筋らくらく座椅子

アルミ AR シリーズ JIS 規格試験荷重 100kg 完全合格モデル

基本タイプ



背折りたたみタイプ (自走)

車イス AR-201B

KZ-727 78,000円

キャスタ車輪×大車輪 6"×22"
前座高 430mm

車イス AR-211B
(AR-201Bの低床タイプ)

KZ-728 78,000円

キャスタ車輪×大車輪 6"×22"
前座高 380mm

！ お選びください

シート標準色

H-51 S-1 S-2

座幅

38 cm 40 cm 42 cm

※写真のシートは標準色です。(S-1)



背折りたたみタイプ (介助)

車イス AR-301

KZ-730 75,600円

キャスタ車輪×大車輪 6"×16"
前座高 430mm

車イス AR-311
(AR-301の低床タイプ)

KZ-731 75,600円

キャスタ車輪×大車輪 6"×16"
前座高 380mm

！ お選びください

シート標準色

H-51 S-1 S-2

座幅

38 cm 40 cm 42 cm

※写真のシートは標準色です。(S-2)

●アルミ AR シリーズ / 基本

品番	キャスタ車輪×大車輪	座幅	前座高	後座高	肘パット高さ	背もたれ高さ	フット長	座奥行	全高	全長	全幅	折りたたみ幅	重量
AR-201B	6"×22"	380、400、420	430	400	240	415	350～	400	880	1,020	670	350	14.7kg
AR-211B	6"×22"	380、400、420	380	360	245	420	285～	380	860	950	670	360	14.5kg
AR-301	6"×16"	380、400、420	430	400	240	415	350～	400	880	1,020	590	300	13.3kg
AR-311	6"×16"	380、400、420	380	360	245	420	285～	380	860	930	595	300	13.0kg

(標準) 単位: mm キャスタ車輪×大車輪はインチ表示になっています。

杖アクセサリ

車イス・杖



杖先ゴム
交換用 (トンボ)

300円

商品コード	規格	カラー
KZ-196B	16mm	黒
KZ-196	16mm	茶
KZ-237B	17mm	黒
KZ-237	17mm	茶



たっちゃんラージ

KZ-247

規格	カラー	価格
A 16mm	黒	1,700円
B 16mm	茶	
C 16mm	赤	
D 18mm	黒	
E 18mm	茶	
F 18mm	赤	

抜群の安定性
自立するつえ先ゴム

自立するので、どこにでも置きやすく、接地部分が幅115mmもあるので、抜群の安定性。快適な柔軟性と滑りにくい、あしん設計で歩行をサポートします。



たっちゃん

KZ-248

	規格	価格
A	16mm	800円
B	18mm	

16mm径用・18mm径用
自立する三点式杖先ゴム
最大幅80mm



大きなつえ先ゴム

KZ-249 500円

16mm径用
底径43mmの大きなつえ先ゴムで抜群の安定感。

ポールウォーキング用杖

高齢者用ステッキ

あんしん2本杖 2本組 (アルミ製)

イエロー	KK-649A	7,500円
ブラウン	KK-649B	

- 使用長さ (80～114cm)
⇒対応身長 127～180cm
- 2段伸縮式、
収納長約80cm
- 重さ…(約) 215g/1本
- 日本製



- ◎これからの高齢者のステッキはこうなります。
- ◎先ゴム床面が平らで安心感があります。
- ◎ラチェット調節式で安心。



イエロー

ブラウン

ひかる安心2本杖

ショート	KK-827A	12,000円
ロング	KK-827B	

- 使用長さ:
ショート/80～98cm⇒対応身長: 127～156cm
ロング/96～114cm⇒対応身長: 152～181cm
- ラチェット式、収納長 約 80cm
- 重さ: ショート/約 210g/1本
ロング/約 225g/1本
- グリップ・S
- 日本製



ショート

ロング

「暗くても安心・安全に歩行」



蓄光 反射

杖自体が発行するので、杖の場所が一目瞭然。夕方～夜のウォーキングや、明け方のウォーキング時にお勧めです。



愛杖 楽スマ
R-1～5

伸縮タイプ

ストラップ付き

スリムネック



とっても押しやすい
長ボタン

指の腹にフィットする形状な
ので、指が痛くなりにくい

KZ-246A～E 6,900円

材質：アルミ合金 長さ：約76～88cm 重さ：約240g 上径：18mm
【適応身長】約146～170cm ゴム／内径16mm 底径30mm

愛杖 カーボンシリーズ
C-201～202 [一本杖タイプ]

KZ-243A～B 11,000円 ストラップ付き

材質：カーボンファイバー 長さ：88cm 重さ：200g
上径：21mm ゴム／内径17mm 底径29mm



愛杖 カーボンシリーズ
C-71～79 [スリムネック グリップ]

折りたたみタイプ

ストラップ付き

折りたたみホルダー付き

KZ-242B～J 14,800円

材質：カーボンファイバー 長さ：77～87cm 重さ：255g (C-78、79は245g) 上径：20mm
【適応身長】148～168cm ゴム／内径17mm 底径29mm 折りたたみ時：32cm



愛杖 ハローキティ
折りたたみステッキ
HK-21～24

折りたたみタイプ

ストラップ付き

折りたたみホルダー付き

KZ-245A～D 7,500円

材質：アルミ合金 長さ：78～88cm 重さ：305g 上径：19mm
【適応身長】150～170cm ゴム／内径16mm 底径29mm 折りたたみ時：26cm



愛杖 Eシリーズ
E-13～18・71～75

伸縮タイプ A

折りたたみタイプ B

ストラップ付き

折りたたみホルダー付き (折りたたみタイプのみ)

E-13～18 伸縮タイプ KZ-239C～H 4,500円

材質：アルミ合金 長さ：71～94cm 重さ：280g 上径：19mm
【適応身長】136～182cm ゴム／内径16mm 底径30mm 収納時の長さ：61cm

E-13～18 折りたたみタイプ KZ-240C～H 4,500円

材質：アルミ合金 長さ：75～84cm 重さ：310g 上径：20mm
【適応身長】144～162cm ゴム／内径17mm 底径30mm 折りたたみ時：27cm

E71～75 伸縮タイプ KZ-239 I～M 4,500円

材質：アルミ合金 長さ：71～94cm 重さ：265g 上径：19mm
【適応身長】136～182cm ゴム／内径16mm 底径30mm 収納時の長さ：61cm

E71～75 折りたたみタイプ KZ-240 I～M 4,500円

材質：アルミ合金 長さ：73～85cm 重さ：285g 上径：20mm
【適応身長】140～164cm ゴム／内径17mm 底径30mm 折りたたみ時：27cm



介護用品(杖)

介護用品

印の商品は消費税がかかりません。



長さ：22～27cm

長さ：71～101cm
重さ：780g (U型)
810g (O型)
上径：24mm
ゴム内径：19mm
ゴム底径：45mm
[適応身長]
136～196cm

U型 左手用 レッド

O型 右手用 ネイビー

オールニーズクラッチ
KZ-250A～H **13,000円**

材質：シャフト/アルミ合金
グリップ/ソフト樹脂、反射板付き

A	U型 カフ	レッド	右手用
B			左手用
C		ネイビー	右手用
D			左手用
E	O型 カフ	レッド	右手用
F			左手用
G		ネイビー	右手用
H			左手用



ロフストランドクラッチ
KZ-129 **6,000円**
720g

ロフストランドゴム
KZ-129B **350円**
内径20mm



単柱クラッチ
KZ-165 **10,200円**

アルミ合金製、伸縮式870g
握上：38～46cm
握下：72～97cm




フィッシャー型ステッキ
(A 右手用・B 左手用)
KZ-191A・B **9,000円**

アルミ・68～93cm・390g
英国クーバー社製・手のひら全体に圧力がかかるよう設計され腕・手首に疲労感・圧迫感が少ないです。



ステッキ (スワン型)
KZ-130 **4,000円**

アルミ・紐付
69～91cm・320g
ゴム足 R-17



アイスケイン (ツメ先) 5点
KZ-192A **1,500円**

寒冷地方で、凍った地面を歩行する際に杖先に付けて使用します。使用しない時は先端を上向きにすると安全です。

アイスケイン (やり先) 1点
KZ-192B **1,500円**

寒冷地方で、凍った地面を歩行する際に杖先に付けて使用します。使用しない時は先端を上向きにすると安全です。



内径20mm

杖ゴム R-15 (1コ)
KZ-193A **800円**

単杖クラッチ用



内径18mm

杖ゴム R-17 (1コ)
KZ-193B **350円**

スワン型用・ワッシャー入

盲人用




E型盲人杖 (曲り)

①木製 101cm 200g
KZ-151 **3,600円**

②アルミ製 101cm 200g
KZ-152 **4,000円**

③グラスファイバー 101cm 200g
KZ-153 **4,600円**



盲人杖 (直)
KZ-176 **3,000円**

アルミ合金 金製
101cm 200g



三段スライドステッキ (白) G-3
KZ-162A **4,600円**

100cm (収納時42cm)・140g
携帯に便利なスライド調節式



四段スライドステッキ (白)
KZ-162B **5,700円**


104cm (収納時36cm)・180g
携帯に便利なスライド調節式



四つ折ステッキ (白)
KZ-163 **4,800円**

102cm (折畳時27cm)・250g
携帯に便利なスライド調節式

🌸印の商品は消費税がかりません。



手の握り位置や高さの調節がプッシュボタンで簡単に変わります。

🌸 **ワールド・アルミ松葉杖 (2本1組)**

特大	151～131cm	・1065g	KZ-120A	12,500円
大	143～123cm	・1050g	KZ-120B	12,500円
中	129～109cm	・970g	KZ-120C	12,500円
小	114～99cm	・810g	KZ-120D	12,500円

- プッシュボタン操作だけ、あとは全く不要、握りの高さ調節と杖全体の長さの調節が簡単・確実・安全にできます。握りの固定用アナがないため耐静荷重313kgという驚異的な強度です。
- 程よいやわらかさで脇にやさしく当たる定評のセフティーカバー。
- 昇降スライダーと支持機構
プッシュボタンで簡単に握りの高さ調節ができ、確実に固定される全く新しい画期的なシステムです。




杖ゴム (ワールド)
アルミ松葉 (1コ)
KZ-174A **600円**

内径20mm



杖ゴム R-1
木松葉 (1コ)
KZ-174D **300円**

内径28mm



🌸 **タケトラ®**
ヒューゴクラッチ
(2本1組)

各 **4,500円**

●全長：9段階 (2.5cmきざみ)

本体：アルミニウム
パーツ：ラテックスフリー
(カバー・スポンジ・ゴム)

S KZ-251A

身長 (目安) 137cm～157cm
全長 94cm～114cm
重量 (2本) 約1,370g

M KZ-251B

身長 (目安) 157cm～178cm
全長 114cm～134cm
重量 (2本) 約1,840g

L KZ-251C

身長 (目安) 178cm～198cm
全長 134cm～154cm
重量 (2本) 約2,000g



🌸 **四点支持杖**
スモール
ベース

シルバー

KZ-128B

7,000円

740g ベース15×20cm
高さ調節71.5～94.5cm



🌸 **四点支持杖**
ラージベース

シルバー

KZ-128A **7,500円**

- 余分な力を使わずに安心して使用できます。
 - 重力が低く、バランスがとりやすい杖です。
 - ハンドルを回転させることで、左用・右用の使用が可能です。
- 950g ベース20×31cm
高さ調節10段階 715～945



グレー



黒

四点支持杖用ゴム (1ヶ)

ラージ用

KZ-183A

350円

内径14mm

スモール用

KZ-183B

350円

内径12mm

SSS-11 (A)

SSS-12 (B)

SSS-13 (C)



室内でも扱いやすい
小型の四点杖

🌸 **愛杖 スリム四点杖**
SSS-11～13

KZ-252A～C **7,200円**

材質：シャフト/アルミ合金
グリップ/ソフト樹脂

伸縮タイプ

接地面がコンパクトに設計されているので、階段でも快適。



長さ：66～88cm
重さ：530g
上径：22mm
ゴム内径：16mm
ゴム底径：30mm
[適応身長]
126～170cm

11cm 9cm



ブレーキ付

🌸 **アルコー12型**
外出型歩行器 (折たたみ式)

ブレーキ付 KZ-703A **66,000円**

ブレーキなし KZ-703B **49,000円**

- マット及び本体部をスライドさせることにより幅を自分に合わせることができます。
- 折りたたためて、収納することができます。



🌸 **交互歩行器**

KZ-672 **14,000円**

W53×D45×H73.4～86.4cmに調節可。
重さ2.4kg。ワンタッチで折りたたみ可。
アルミ製。
色：ブロンズ



点滴架別売り

🌸 **歩行器・アルコー1型**

KZ-673 **59,000円** (折たたみ式)

W60 (39) × D66 (49) × H89～115cm
折りたたみ時 W15 × D66 × H105cm

点滴架 KZ-673B **11,000円**

ポンペ架 KZ-673C **22,000円**

松葉杖・杖・歩行器

世界のブランド テンピュール®



～その違いを感じてください～



体温と体圧に反応し、
身体に沿ってしっかり
フィットします。




NASA 承認。米国宇宙財団より
「認定技術」ロゴの使用を
許可された唯一のマットレス・
ピローブランド。



3年保証
ピローには3年間の
保証が付いているの
で耐久性も安心。

テンピュール® ネックピロー

ポリウムを持たせた波形の形状が、頭部から首筋に沿うようにやさしくフィットして、しっかりサポートします。理想的な安眠スタイルを生み出す絶妙なバランスで、世界の多くの人に愛用されているスタンダードなピローです。



XS (約) 幅50×奥行31×高さ7cm

KJ-905XS **13,000円**

S (約) 幅50×奥行31×高さ8cm

KJ-905S **14,000円**

M (約) 幅50×奥行31×高さ10cm

KJ-905M **15,000円**


L (約) 幅50×奥行31×高さ11.5cm

KJ-905L **16,000円**

3年保証

■カラー：ホワイト
■生地：ポリエステル99%
ポリウレタン 1%

Size Variation



テンピュール® ミレニアムネックピロー

より理想的な安眠の為にフォルムを追求して生まれたネックピロー。凹型の立体フォルムが仰向け時のフィット感を高め、さらに横寝へスムーズな移動ができるよう、両サイドに厚みを持たせています。首筋の安定性に優れ、リラックスした寝姿勢を作り出してくれるベストポジションを実現したピローです。



XS (約) 幅54×奥行32×高さ8cm

KJ-924XS **15,000円**

S (約) 幅54×奥行32×高さ9.5cm

KJ-924S **16,000円**

M (約) 幅54×奥行32×高さ11cm

KJ-924M **17,000円**


L (約) 幅54×奥行32×高さ12.5cm

KJ-924L **18,000円**

3年保証

■カラー：ホワイト
■生地：ポリエステル99%
ポリウレタン 1%

Size Variation



タオル地専用ピロケース

ふんわりタオル地が心地よい、専用ピロケース。
脱着しやすいシャワーキャップタイプ。
ネックピロー&ミレニアムピロー兼用で、
XS～Lサイズに適用致します。

KJ-927B **1,900円**

■カラー：ピンク
■生地：パイル糸 綿100%、
地糸 ポリエステル100%



※色はピンクになります。

他の種類についてはテンピュール®カタログをご請求ください。

寝返りしやすい枕「ねるぐ」

Neigu
ねるぐ

枕 「寝返り」に着目した機能性枕。4枚の斜め仕切りがスムーズな寝返りを誘い、仰向け・横向き・うつ伏せ寝など、さまざま寝姿勢を支えます。高さの違う2種類をご用意いたしました。



丸洗い
可能

高さ調
節可能



表面のキルト地が
綿のようなソフト
感を提供



中材にはシャリシャ
リ音がしないソフト
パイプを使用

どんな寝姿勢でも快適にフィット!



ねるぐ枕 (S・M)

枕 本体 KK-638S・M

9,500円

専用枕カバー(S・M共通) KK-639

2,500円

サイズ：62×33cm (共通) 高さ：S (6cm)、M (8cm)

素材：側地/綿100%、ポリエステル100%
中材：ポリエチレン(パイプ)、枕カバー：綿100%
原産国：日本(枕本体)/中国(枕カバー)

専用枕カバー



タオル地の枕カバーです。

THRIVEのニューモデル 未来型デザインのマッサージチェア登場

スライヴ®



背メカは横回転もみ玉を使用し、「もみ・たたき・もみたたき」でしっかりマッサージ!

脚マッサージはTHRIVEならではのモミボードでギュギュッと絞り上げ!



肩/腰/座の従来のエアバッグに加え、「腕(手)エア」を追加搭載!!

マッサージチェア CHD-9200

KK-846 **99,800円**

[クラスII] 認証番号 230AKBZX00078000

- 外形寸法: 収納時 幅(約)76cm×奥行(約)110cm×高さ(約)112cm
リクライニング時 幅(約)76cm×奥行(約)159cm×高さ(約)87cm
- 座面寸法: 幅(約)44cm×奥行(約)49cm×高さ 前(約)38cm 後(約)35cm
- 肘高さ: 約62cm ●重量: 約42kg

- 定格電圧: AC100V ●定格周波数: 50/60Hz ●定格入力: 71W ●定格時間: 20分
- タイマー: 約15分 ●肩位置調整: 有(5段階) ●もみ速さ: 約22回/分
- たたき速さ: 約330回/分 ●もみたたき速さ: 約22回/分、たたき 約330回/分
- 背すじ伸ばし全体移動時間(最長時往復): 約95秒
- 背すじ伸ばし全体実移動距離(最長時): 約70cm ●背すじ伸ばし部分移動距離: 約10cm
- エアマッサージ空気圧: 80kPa以下 ●リクライニング角度: 約113°~約137°
- 電源コード長さ: 約2m ●生地材質: 合成皮革
- 付属品: ヘッドレスト・ひじ掛け・座クッション ●原産国: 中国

スライヴ マッサージチェア

スライヴ®




軽量・コンパクト
+
充実の機能。

軽量・コンパクト設計。シンプルなデザインでお部屋にフィット。
新発想「横回転もみ玉」で、しっかりなめらかに、親指でこねるようにマッサージ。

背すじ「横回転もみ玉」 マッサージ

- もみ玉が横回転することで…
- 親指で、じっくりと「こねる」ような手もみ感覚を実現しました。
- 肩や肩甲骨、背すじの凹凸形状をやさしく滑るように捉えます。
- 余計な力を分散し、なめらかな動きで心地よくマッサージします。

ゆらぎマッサージ もみマッサージ



もみ、ゆらぎマッサージ
もみ玉が背すじをゆらゆらと動き、背中を広範囲に、より繊細にほぐしていく「ゆらぎ」機能採用。もみ、ゆらぎ、背すじを組み合わせると、5種類のマッサージが選べます。

スライヴ マッサージチェア CHD-3400

(K) ブラック KK-821A **69,800円**

(W) ホワイト KK-821B **69,800円**

認証番号 226AKBZX00025000

- 定格入力: 71W 定格時間: 20分
- オートタイマー: 約15分
- 背もたれ角度: 約110° ~ 約137°
- 外形寸法: 背もたれ/フットレスト収納状態
幅 約62cm×奥行 約88cm×高さ 約91cm
- 背もたれ/フットレスト出た状態
幅 約62cm×奥行 約135cm×高さ 約75cm
- 質量: 約23kg 張地: 合成皮革

4つ玉とエアで、快適なリラクゼーション。



4つのもみ玉とエア、
使いやすい充実機能で、
快適なプレミアムライフを。

優しくそして強く、2種類4つのもみ玉で上半身をマッサージする新感覚の心地よさ。
足先とふくらはぎをエアバックで挟み込み、足元からもリラックス。
自動・手動とお好みのコース選択で、快適なリラクゼーションを。

グランディス

KK-823 **361,905円**

認証番号 224AGBZX00068000

- 電源: AC100V (50/60Hz)
- 定格消費電力: 85W ●定格時間: 30分
- リクライニング角度: 背もたれ=約121° ~ 161°
- 外形寸法: 高さ104cm×奥行136cm×幅70cm
- 重量: 約58kg
- 外装生地: ポリウレタン
- 安全装置: タイマー、過電流保護装置、温度過昇防止装置
- 電気用品安全法技術基準適合性確認済み

■技あり! 4つのもみ玉

上下2種類4つのもみ玉で、上半身を優しくマッサージ。

■もみとエアでW快適

左右のエアバックで腿を挟み込み、心地よく強力に刺激。

■自動と手動で自分流

押した機能がすぐに使える、シンプルな3つの自動コース。

多様な場所にフレキシブルに移動して治療



バッテリー方式のラインナップと、機能性に優れた専用ワゴンで患者様のもとへラクラク移動

脚は第二の心臓。
歩く度に血液を心臓に送るポンプです。

脚は心臓から遠く、下の方にあるため、血液の滞りが起こりやすい部位です。歩く運動は「ふくらはぎ」の筋肉運動で、下半身にたまった静脈血液を心臓に押し上げる作用を促進し、足の血行を高めます。そしてからだ全体の血行を活性にします。ラクシアは空気圧により静脈を圧縮。歩行運動に代わって血液の循環を促進します。

機能性に優れた専用ワゴン

- 移動が簡単
- ブーツをスッカリ収納

ウェーブモード

足先から太ももに向かって部分的に加圧します。

スクイズモード

足先から太ももに向かって順番に加圧し、全室一気に除圧します。

ハイパーモード

全室一気に加圧し、全室一気に除圧します。

コースモード

3つのモードを組み合わせたモード。「ウェーブ2回→スクイズ2回→ハイパー1回」の動作を繰り返します。

リチウムイオン充電電池を搭載



家庭用エアマッサージ器 ラクシア LX-H1

【LXH1】 バッテリー・AC駆動
KK-847A **400,000円**

【LXH1T】 バッテリー・AC駆動 専用ワゴン付
KK-847B **480,000円**

(クラスⅡ) 認証番号 225AHBZX00021000

定格電圧	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	82W
バッテリー	リチウムイオン電池 (DC11.1V/2,500mAh)
充電時間	約1時間
連続運転時間	約4時間 (初期性能)
圧力調節	6段階 (2.0kPa～12.0kPa (15～90mmHg))
定格時間	30分
タイマー設定時間	1～30分 (1分単位で調節可能)
マッサージモード	4種類 (ウェーブ・スクイズ・ハイパー・コース)
その他の機能	抗菌生地5気室ブーツ オーバーラップ構造 / 10Gコイルファスナー採用 / 気室切替機能 (ブーツ長さが3段階に調節可能) / ACインレットタイプ電源コード (2.5m) / プリセット機能
本体寸法	幅400×奥行226×高さ194 (mm)
本体質量	5.8kg
安全装備	自己点検 (センサーホース外れ、折れチェック) / 圧力異常検出 / バッテリー異常検出 (過充電、過放電、過電流) / マイコン異常時の圧カススイッチ / 電流ヒューズ / 温度ヒューズ / 停電時の排気

エアマッサージで健康な身体づくり

ソフトな空気力で血行促進マッサージ！
今日から身体、軽やか爽快！！

- 血行促進 疲労回復 筋肉の疲れをとる
- 筋肉のコリをほぐす 神経痛、筋肉痛の緩解

抗菌生地



両脚セット



ショートブーツセット



片腕セット



お好みで選べる
4種類のマッサージモード

- ウェーブモード (もみ上げ)
- ハイパーモード (同時加圧)
- スクイズモード (絞り上げ)
- コースモード (組み合わせ)

家庭用エアマッサージ器 ドクターメドマー DM-6000

両脚セット
KK-500A **178,000円**

ショートブーツセット
KK-500B **145,000円**

片腕セット
KK-500C **128,000円**

(クラスⅡ) 認証番号 225AHBZX00015000

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力 (待機中)	34/29W (3/3W)
もみ上げサイクル	ウェーブモード 約50秒 スクイズモード 約35秒 ハイパーモード 約24秒
タイマー設定時間	10分、20分、30分
空気圧設定範囲	4.0～17.3kPa (30～130mmHg)
定格時間	30分
質量	本体：4.8kg ブーツ2本：0.85kg ホース：0.95kg

家庭用エアマッサージ器

手軽に移動し、簡単セットアップ

下半身への優しいもみ心地と効果的な刺激は、血液の循環を高めて疲れをとり、コリをほぐします。

6気室

もみ残し部位のない
オーバーラップ構造



効果
効能

- 血行促進 筋肉の疲れをとる 疲労回復
- 筋肉のコリをほぐす 神経痛、筋肉痛の緩解

加圧サイクル (圧力6kPa (45mmHg) の時) ウェーブ60秒、スクイズ50秒、ハイパー30秒

家庭用エアマッサージ器 フィジカルメドマー PM-8000

ブーツセット KK-479 **295,000円**

パンツセット KK-479B **295,000円**

(クラスⅡ) 認証番号 221AHBZX00013000

定格電圧	AC100V (50/60Hz)
定格消費電力	48/41W (PSE)、38/35W (JIS)
運転時間設定範囲	1～30分
圧力調整範囲	2.0～12.0kPa (15～90mmHg) 6段階
本体寸法	縦153×横354×奥行225mm 質量：5.7kg
待機電力	3/2.9W 定格時間：30分 ホース長さ：2.5m
使用環境温度	5～40℃

業務用として高い信頼を誇るレイマックス・バイター



症状別二段切替え機構
強弱二段を使い分けられますので、サーキュレーション効果はさらに高まります。

連続使用が可能な強制空冷機構
診療に不可欠な長時間連続による使用を可能にした特殊設計の強制空冷機構です。

バイターNEW-7
KJ-213 **43,000円**
〔クラス1〕225AFBX00004000



**すぐに使用できます
強力ヒーターで急上昇
の温熱パッド**

ホットスイッチを入れてから、約3分間(室温20℃の場合)で使用可能です。長時間使用しても、63℃(±3)の適温を一定にムラなく保ちます。

**ホットバイター
VR303**
KJ-214 **48,000円**
〔クラス1〕15200BZZ01148000
温熱式で63℃のヒーターを内蔵して、温シップ効果をプラス。

パワフルバイブレーション



**コンパクトマッサージャー
アクセルバイブ MD-7300**
KK-441 **14,000円**
認証番号 219AGBZX00112000

定格電圧: AC100V
定格周波数: 50/60Hz
定格入力: 15W 定格時間: 20分
回転数: はやい 約2900回/分、
ゆっくり 約2400回/分
外形寸法: 幅 約24.5cm × 奥行 約21.5cm
× 高さ 約18.5cm
質量: 約3kg 電源コード長さ: 約2m
材質: 本体 ABS樹脂



1分1800回の振動刺激



ヒットマッサー
標準タイプ
KJ-210 **48,000円**
AC100V 14.2W 800g
色: グレー
振動の押圧強度: 3kg
強力タイプ
KJ-210B **50,000円**
AC100V 20W 900g
色: 赤
振動の押圧強度: 5kg

強力な1分1800回の振動刺激で人間の手を超えた押圧振動効果があります。

X脚・O脚対策に!

ストレッチングボードXOで理想の「健康」と「美」を手に入れましょう!



**ストレッチング
ボードXO**
KJ-824 **12,800円**



1日わずか90秒

- 体重130kgまで大丈夫な安心設計!
- 細かい角度設定(5~35度、14段階)で幅広い対応が可能!
- 同梱の足裏アーチパッドで足裏も同時に刺激!



ストレッチングボードEV
KK-462 **12,800円**

サイズ: 幅30.5×奥行35×高さ14.5cm
重量: 約2.0kg
材質: 【本体】ABS樹脂
【かかとクッション】
エラストマー樹脂
【敷きマット】発泡PE
【足裏アーチパッド】PVC



背筋・首筋・後背部・足裏

後背部の筋肉に働きかけて、**ストレッチ&シェイプアップ。**

●スポーツをする方 ●姿勢が気になる方 ●体が硬くなっている方 ●運動不足の方 ●ストレス解消 など



後背部ストレッチ
& 足ポイント刺激

高さが2段階で
変えられます。

首筋ストレッチ
背筋ストレッチ

シェイプストレッチャー

KK-635 **3,000円**
■材質/ポリプロピレン、エラストマー
■サイズ(約)/幅27.2×高さ12×奥行32.1cm
■重量/794g ※本製品は医療用具ではありません。

バイター・ヒットマッサー・ストレッチングボード

40年愛され続けるシンアツシン



3つの相乗作用

気になる所に
ピンポイントで
指圧

シン
振
たて振動

体の深部まで届く
ユニークな
たて振動

アツ
圧
指圧

シン
鍼
はり

安全性の高い
刺さない針



▶おしゃれなハンディタイプ ▶旅行や外出時のお供に

- 疲労回復
- 血行を良くする
- 筋肉の疲れをとる
- 筋肉のコリをほぐす
- 神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

シンアツシン AC-210

日本製

KE-139 156,600円

〔クラスⅡ〕認証番号 224AFBZX00090000
電源: AC100V (50/60Hz)
消費電力: 6/5W
重さ: 約1.5kg
外形寸法: 幅330mm × 奥行220mm × 高さ101mm
切替: なし(連続のみ)
振動調整: なし
定格時間: 30分



ホワイト(W) ピンク(P)

ハイパワー
モデル

シンアツシン AC-510

日本製

KE-140 267,840円

〔クラスⅡ〕認証番号 225AFBZX00071000
電源: AC100V (50/60Hz)
消費電力: 6/5W
重さ: 約2.9kg
外形寸法: 幅330mm × 奥行290mm × 高さ113mm
切替: 2種類(連続・断続)
振動調整: あり(強弱・間隔)
定格時間: 30分



シンアツシンの「針」は

ポイント1

針は皮膚の表面に刺さりません!
上下にスライドする円筒は適切な位置まで下がりますが12本の針が円筒を超えないよう設計されています。さらに針先端は丸く加工されており、皮膚表面を刺したり傷つけたりしないよう安全性の向上を図っています。

ポイント2

電気は流れません!
シンアツシンの先端(針先)は「上下に動く円筒」と「12本の針」で構成されています。この部分が、電動バイブレーターによって上下に微振動し、皮膚表面をリズミカルにたたくことによってマッサージ・指圧・鍼の3つの刺激を伝えます。従って、電気の流れたり、電氣的な刺激を加えるものではありません。

ポイント3

皮膚表面を盛り上げて刺激します!
シンアツシンの先端(針先)を皮膚表面に押しあてると、上下する円筒によって押された皮膚が内側にふくれ、真ん中の皮膚が高く盛り上がりま

ビスタッチ BISTACHI



※本体の軸を回転させて強弱調整をしてお使いください。

使用方法
DVD 付

ビスタッチ

日本製

KN-495 5,000円

カラー Aピンク Bブルー

本体仕様 外部本体材質: 銀光沢アルミ製+クロムメッキ
内部金色金属棒: ステンレス製金メッキ仕上げ

寸法 直径18mm × 高さ89mm 重量28g

健康で美しい顔づくり

BISTACHI(ビスタッチ)で、美容に有効なツボを使ったスキンケアをおすすめします。

先丸棒が
柔らかな肌に
ソフトタッチ



- スプリングの調整(回転式強弱調整)で柔らかお肌にもベストタッチいたします。
- 緊張が続いて顔が硬張ったままという経験はありませんか。そんな時はビスタッチで10回程度、緊張した部分を軽くシャカシャカしてみてください。元のやさしくチャーミングな顔立ちに戻してくれると思います。



2本でも...

1本でも...



電子鍼 (ゴールド) A型

KJ-265A 20,000円

〔クラスⅡ〕



電子鍼 (シルバー) B型

KJ-265B 15,000円

〔クラスⅡ〕



- ①押しボタンを親指で押す毎にインパルスが発生します。スプリングが戻るのを待って、また押してください。回数は5〜10回が適当です。
- ②キャップを緩めるごとに電圧が減ります。ピリッと電気をゼロから15,000ボルトまで、ネジを廻すだけで調節できます。反対に、ネジを締め切りますと強い電圧スパークが得られます。
- ③もっと強いインパルス(電子刺激)の欲しい場合は、キャップを取り外してアダプターを使用して下さい。
- ④キャップのねじを一番ゆるめると電気が出ません。


ATEX PRODUCT PROPOSAL

3つの機構を組み合わせて足を集中ケア

足をすっぽり入れるだけで簡単に使用できる、使いやすいマッサージ器です。ジグリング・エアバッグ・ローラー、3種類の機構で効果的に足の疲れを癒します。

新体感「ジグリング」運動

かかとを上下に揺らして「ジグリング (貧乏ゆすり運動)」が行えます。足全体を上下に揺らすことで股関節を動かすことができ、これまでにない体感が味わえます。



清潔で安心

抗菌 & 洗濯 OK のカバー

10分
自動OFF

ジグリッチ AX-HX1500pg

KK-848 **40,000円**

認証番号 230AABZX00013000

■素材 本体: ABS樹脂
内カバー: ナイロン80%・ポリウレタン20%
(抗菌仕様)

■対応足サイズ: 29cm以下
■電源: AC100V 50/60Hz
■消費電力: 26W
■タイマー: 約10分自動OFF
■ジグリング回数: 約1000・800・600回/分
■ローラー回転数: 約36・29・21回/分
■付属品: ACアダプター
■生産国: 中国
■本体: (約) W380×L420×H240mm
■重量: 約5.5kg

2つの機能を備えた新次元の心地よさ「タタキもみ」搭載

「じっくりもむ」、「もみ+パワフルタタキ」の2つの機能を切り替え可能。もみだけでなく拳でトントンたたかれてほぐされる心地よさも、これ1台でたのしめます。



首と肩の
マッサージ

腰やおしりの
マッサージ

もみユニット

タタキユニット



ヒーター内蔵

人の手の温かさを再現。

ホールドウレタン構造

首・腰を支え、より安定したマッサージが味わえるホールドウレタン構造を採用。

ネックマッサージャー 「タタキもみ™」コードレス AX-KXT7700gr

KK-849 **15,000円**

認証番号 230AABZX00072000

■素材 構造部材: ABS 本体中材: ウレタンフォーム
本体張り地: ポリエステル100%
■使用電池: リチウムイオン電池 ■電源: AC100V 50/60Hz
■消費電力: 25W (ヒーター4W) ■充電所要時間: 約3時間
■電池持続時間: 約1時間
■もみ玉回転数: 約31回/分、たたき回数: 約1,200回/分
■タイマー: 約15分自動OFF ■付属品: ACアダプター
■生産国: 中国
■本体サイズ: (約) W420×L400×H230mm
■重量: 約2.3kg (アダプター含まず) ■電源コード: 約2.0m


振動&EMS&ヒーター3つの機能がこれ1台に

ルルド シェイプアップベルト独自のトリプルコンビネーションが、気になるお腹に徹底的に動きかけます。

パワフル振動

深部にアプローチするEMS

機能を高めるシートヒーター



モーター
大型ウエイト



素材

汚れてもお手入れが簡単なソフトレザーを使用。

ルルド シェイプアップベルト AX-KXL5400bk

KK-850 **18,000円**

■素材 本体: ウレタンフォーム、ABS樹脂
本体カバー: 合成皮革
通電部: シリコン (絶縁) + アルミ (導電)
■電源: AC100V 50/60Hz
■消費電力: 18W (ヒーター8W)
■充電所要時間: 約3時間
■連続使用時間: 約2時間
■タイマー: 約10分自動OFF
■対応ウエスト: 約50~100cm
■付属品: ACアダプター、アトマイザー
■生産国: 中国
■本体: (約) W270×L175×H80mm
■重量: 約1kg

美・健・壮のHealth Basic Device

凄さの秘密は、「炭素遠赤共鳴」にあり!

FUJIKA SMARTY®...The One & Only!

31年の実績!世界22ヶ国へ。

1980年世界で初めて発売以来、31年磨き上げた「本物」だから、年と共にその良さがわかります!

米国特許 No.6549809号
電磁波安全登録証 JQA-E00001 合格



サーモグラフで一目瞭然。
身体のすみずみまでしっかり温熱。

フジカ・スマーティ F4-A5型

KB-219B **330,000円**

定格電圧: 単相AC100V 50/60Hz
定格最大消費電力と調節範囲: 約70~約870W
遠赤外線放射体の位置・数・出力 (W)
L型大ドーム 220W×1 (肩)、220W×1 (腰)
M型小ドーム 190W×1 (肩・腰)、190W×1 (腰)、100W×1 (足裏)
放射体数・ドーム数: 5面・2ドーム
1時間あたり電気料: 3円~最大出力使用時17.5円位
外形寸法及び重量:
本体上部L型大ドーム 幅72×奥行46×高さ90 (cm)・8.4kg
本体下部M型小ドーム 幅61×奥行40×高さ90 (cm)・9.1kg
※指だけで持てます

赤外線放射熱利用の脚温器

足冷え退治は、ふくらはぎの
温熱がポイント!



フジカスマーティ レッグホット LH-2型

KB-219C **59,800円**

型式: LH-2型
電源: 単相100V 50Hz 60Hz
発熱体: 160W×1: 26W×1
温度調節器: 電子コントロール式
タイマー: 自動オフ (通電開始約30~40分)
仕上材: 無臭ベニヤ・ポリエチレン発泡体・塩ビレザー・ウレタン
消費電力: (最大時) 186W/時
重量: 約4.9kg 外形寸法: 約W42×D35×H45 (cm)
製造者: 株式会社フジカ
原産国: 日本
付属品: 専用レッグカバー、ヒールレスト、足裏マット、電源コード

ゲルマニウム四肢温浴装置

こんな方におすすめ

- 体を温め、健康を維持されたい方
- 発汗により、ストレスを緩和されたい方
- 心臓に負担をかけずスポーツ感覚を楽しみたい方
- 冷えからくるさまざまな症状を緩和されたい方
- 体内に蓄積した有害物質を汗とともに対外に排出されたい方

理想的なゲルマニウム濃度は400PPMです。水1ℓに対して1gの有機ゲルマニウムを入れると428PPMになります。



NEW ゲルマくん

KJ-452 **520,000円**

本体寸法 (幅/奥/高): 680×610×970 (mm)
本体重量: 約22kg
ゲルマニウム溶液容量: 20ℓ ~ 30ℓ
低格電圧: 100V 低格周波数: 50Hz/60Hz
低格消費電力 (電動ポンプ): 35W
低格消費電力 (ヒーター): 800W
安全装置: 自動式サーモスタット (温度過昇防止装置) 漏電ブレーカー

美容促進
健康促進

アナログとデジタルの
2タイプ

使いやすさをそのまま引き継いだアナログ仕様

さらに使い勝手がよくなったデジタル仕様

ゆらゆらするだけ 疲れにくい足！

足首の柔軟性が足腰への負担を軽減します。

膝や腰の負担の軽減に！

- ✓足首が柔らかくなる
- ✓歩行時蹴り出しが強く
- ✓膝や腰への衝撃吸収
- ✓しゃがむなど動きやすく

ストレッチ方法ガイド付

1日1分 (目安)



ららふる
フットストレッチボード

KK-851 5,980円

サイズ (約) 36.4×13.5×10.3cm 重量 (約) 525g 品質/本体: ABS樹脂、シリコン、TPR 本体透明カバー: PC ボール: シリコン、ステンレス (CN)

つまづき対策

足首強化

活力UP

運動が不安な人も簡単
椅子も座ってゲーム感覚

足指が広がり疲れた足の癒し効果も

ボールを動かすだけの簡単運動



ボールを狙った数字にボールが進むように頑張ると動かすことで、足首が様々な角度に動きストレッチされます。

骨盤から考えた美姿勢サポート座椅子 腰・背中が凜と伸びた楽座生活

つついとお尻が滑った座り方になってしまう方！
凜とするポイントをピンポイントで支える座椅子です。

オレンジ (A)

ブラック (B)



Linza 凜座

KK-852 9,334円

【製品サイズ】幅370mm×奥行360mm×高さ310mm
【材質】構造部材: 金属 (鋼) 張り材: 表地/ポリエステル、ポリウレタン 裏地/ポリエステル 滑り止め/ポリプロピレン クッション材: ウレタンフォーム
【耐荷重】100kg 中国製

ピンポイントで仙骨上部を支えるこれが全て。

座骨で座り、骨盤を立てて、背筋が伸びた美しく凜とした座り姿勢へ導く座椅子。骨格構造を考えると、骨盤上部を押さえると不思議と悪い姿勢にはなれなくなります。この美姿勢ポイントを押さえるのが凜座です。骨盤を科学するラボ ネット渾身の一作です。



骨盤上部と背骨の交差点をピンポイントで支える独自の構造。背筋が伸びて骨盤が立った美しい姿勢をサポート。小さいけれど「凜」と座れる座椅子です。

スライヴ フットマッサージャー

ひざ下全体をエアの力でギュッとしぼりもみ。
足うらは回転ローラーでほぐす。

足がさっと入り、ひざ下をすっぽり包み込むブーツ型。エアバッグでスッキリモみほぐし。

ふくらはぎ・足をしぼり上げてマッサージ

弾力感のあるもみボードで、ふくらはぎ・足の疲れやだるさ、筋肉のコリを、しぼり上げながらマッサージ。

使用例



基本

お好みによって選べる3つのマッサージコース。強さも3段階で切り替え可能。



スライヴ
フットマッサージャー MD-8701

KK-824 39,800円

認証番号 226AKBZX00136000
外形寸法: 幅 約41cm×奥行 約43cm×高さ 約46cm
質量: 約5.5kg、定格入力: 35W

傾けて使用できます
写真イラストはイメージです。
キャスター付きの椅子に座って使用しないでください。

使用例



通常姿勢での使用



ふくらはぎ上部への使用

写真イラストはイメージです。



スライヴ
フットマッサージャー MD-6103

KK-825 19,800円 ※生産終了

認証番号 227AKBZX00024000
外形寸法: 幅 約50cm×奥行 約37cm×高さ 約37cm
質量: 約4.5kg、定格入力: 40W

6個の突起とローラーで足裏をケア

こだわりの形状

6個の突起と

突起 + 回転

片足7個の凸凹パーツで

足裏をセルフケア!

デコボコ凸凹パーツが指のような感覚で気になる部分をギュッと揉み上げます



デコボコ
足裏凸凹ローラー

KK-853 1,000円

日本製

【サイズ】(約) 31×4.5×7cm 【材質】球: ABS、シャフト: ジュラコン、土台: 耐衝撃性ポリスチレン、すべり止め: CR (合成ゴム) 【耐荷重】(約) 50kg
【生産国】日本

ふくらはぎ 腰 などにも



直接患者様に冷気を当てていませんか？

室内快適グッズ・エアコン取付用

エアコンの風が直接当たらないから、体にやさしく快感。



お手入れ簡単

室内のムラを解消

ほとんどのエアコンに取付可能付可能

水拭きにも

冬でもご使用できます!



エアーメイト

KK-468 3,800円 日本製

サイズ: 縦16×長さ50~70×高さ5~14.5cm 重量: 470g
材質: [本体・ウィング] ABS樹脂 (ヒモ) ナイロン (ナスカン) ダイキャスト、ニッケルメッキ
耐熱温度: 70度 耐冷温度: -20度
付属品: 両面テープ、落下防止キャット

花粉に毎年お悩みのかたへ

つら～い花粉の季節に 30分で実感!

大阪薬科大学で研究され、特許を取得された製品です。
眠くならないから運転する方にも。お子様でも安心。

製法特許による
じゃばら果皮粉末使用
特許第5323127号

じゃばら
Citrus shiwa Yuzu, Citrus shiwa Yuzu

北山村産じゃばら使用

フラボノイド成分ナリルチン配合

季節の変わり目の
ムズムズに

研究・開発
大阪薬科大学生薬科学研究室

30粒入り
1日当たり1～3粒目安

「じゃばら」とは？
和歌山県北山村原産の柑橘類。有効成分(ナリルチン)が他の柑橘類と比べ圧倒的に多く含まれています。特に果皮に多く、果皮の乾燥粉末は「抗アレルギー用組成物」として特許も取得しています。

主成分：じゃばら果皮粉末(ナリルチン11mg含有/1粒中)
内容量：9g(300mg×30粒) [3粒入分包×10包]
使用方法：1日1粒～3粒服用

柑橘じゃばら

じゃばら果皮配合
サプリメント

ナリルチン：1粒当たり11mg含有

じゃばら

KW-729 1,980円

原材料名：じゃばら果皮乾燥粉末、マルトース、結晶セルロース、ステアリン酸カルシウム、HPC、微粒二酸化ケイ素、安定剤(ブアーガム)



和歌山県北山村産
じゃばら果皮使用

30粒入

世界最高品質の岩塩「クリスタル岩塩」 ヒマラヤ山脈の二億五千万年前の地層に眠る 太古の海からきた宝石

クリスタル岩塩は古代海洋地層から採掘されるクリスタル結晶の岩塩です。透明な岩塩は珍しく、不純物を含まない高純度な岩塩です。非常に緻密な構造のクリスタル岩塩は水に溶けやすく、体の細胞に直接浸透すると考えられて、古くからヨーロッパや中央アジアに伝わる塩水療法に使われてきました。採掘、洗浄粉碎以外の余計な加工はしておらず、水に溶かすと貝殻のようなコクを感じる不思議な塩です。



◀料理にはパウダータイプ
がおすすめ

原材料名：岩塩
原産国：パキスタン

成分分析表

熱量：0kcal
タンパク質：0g
脂質：0g
炭水化物：0g
ナトリウム：39.1g
カルシウム：110mg
マグネシウム：34mg
カリウム：110mg

クリスタル岩塩
(ミルタイプ)
粗粉碎 250g

KK-009B 850円

クリスタル岩塩
(パウダータイプ)
250g

KK-009A 850円

グルコサミン・コンドロイチン含有食品

欧米ですでに幅広く使用され、機能性食品ではトップランクの製品です。日本では、医療品として使用されたグルコサミンが、厚生省の許可により製品化が可能になりました。グルコサミンは、甲殻類より抽出した天然のアミノ糖で、軟骨、靱帯、腱の成分です。



関節革命

KW-676 4,800円

(300mg×300粒入)

原材料名
グルコサミン(10粒中1500mg配合)・
コンドロイチン、デキストリン、シェラック
一日数回5～10粒目安

アミノ酸含有食品(分岐鎖アミノ酸として1200mg配合/10粒中)



田辺製薬が、医療分野でアミノ酸輸液として販売している「アミゼット」をもとに製品化。分岐鎖アミノ酸は唯一筋肉で代謝され、筋肉運動のエネルギー源として利用される必須アミノ酸です。運動後の損失率が非常に高く、年齢とともに吸収率が低くなるので、十分な補給が大切です。



筋肉革命

KW-673 4,800円

(300mg×240粒入)

原材料名
L-ロイシン、L-イソロイシン、L-バリン、
L-アルギニン、セルロース、シェラック

薬草入浴剤 10包セット

湯冷めしにくく、
入浴後もポッカポカ!!



原料
甘草
生姜
よもぎ葉
番椒末
色素
香料

薬草入浴剤

10包 KW-730 1,200円

1包20g入 120円

※ご注文は10包単位でお願いいたします。

天然抗菌芳香材 [お風呂用]



「桧水」は、台湾檜と青森ヒバの天然木から抽出した精油をベースにして造られた純天然入浴剤です。天然成分のすばらしさと、檜の爽やかな香りで森林浴を存分にお楽しみいただけます。

原料：天然ヒノキ精油、
天然ヒバ精油、
ヒノキオチール、
シソの葉エキス、
ビタミンC、
植物系天然乳化剤

桧水

1000cc KJ-638B 3,000円

話題のセブ入浴剤入り

エプソムソルト配合

発汗作用に優れ、体の中から毒素を排出するデトックス効果があるといわれる成分で、世界中のセブに愛用されています。



赤ちゃん(生後3ヶ月以上)と一緒に入浴時にもお使いいただけます。

重炭酸入浴剤
ナチュラルバス

10個入り KK-835A 2,500円

20個入り KK-835B 4,900円

全成分表示

炭酸水素Na(有効成分)
炭酸Na(有効成分)
クエン酸
DL-リンゴ酸
PEG-6000
タルク
エプソムソルト(硫酸マグネシウム)(有効成分)

じゃばら・クリスタル岩塩・筋肉革命・入浴剤

ご挨拶の基本形！
この価格で美しく仕上がります。

国産名入れタオル 注文単位 120本以上

1本あたり

純白180型 (33×83cm)

KJ-679A 190円

純白200型 (33×85cm)

KJ-679B 205円

純白220型 (33×88cm)

KJ-679C 220円

カラー200型 (33×85cm)

KJ-679D 250円



濃紺名入れ、のし巻、ポリ袋入り。

名入版代 2,000円 (別途)

名入なしは単価 10円引き。版代も不要です。

体温チェックとストレスチェックが
できるカード



ヘルスチェックカード

150枚以上 KJ-674D 単価 150円

300枚以上 KJ-674A 単価 130円

500枚以上 KJ-674B 単価 120円

寸法 8.5×5.5cm、裏面は名刺・診察券・回数券として自由に印刷します。
PP袋添付

名入版代 3,000円 (別途)

折りたたんで収納でき
持ち運びにも便利です



足ツボ名人 (注文は60個以上)

KJ-685 単価 500円

ポリプロピレン、日本製、箱入り
寸法 28.4×31.6×2.2cm、重量 278g

のし巻き名入代 20円 (別途)


折りたたみ時



こんな時におすすめ

- 足のむくみケアに
- 血行不良の時
- 運動不足の時

印刷内容はアイデア次第！
広告・宣伝には欠かせません。



8W ポケットティッシュ

(印刷寸法 104×73mm)

1,000個以上 KJ-675A 単価 18円

2,000個以上 KJ-675B 単価 14円

3,000個以上 KJ-675C 単価 12円

5,000個以上 KJ-675D 単価 10円

地図入は3,000個以上から承ります。

印刷不要の場合は翌日出荷OKです。版下製作費 5,000円 (別途)

365日、24時間 お店のPR



名入れ卓上カレンダー

(注文は100冊以上)

KK-137 単価 180円

カレンダー台座は5色の中から1色をご指定下さい。
寸法 横15.5cm 縦13.7cm 奥行7cm、重量 65g、PP袋入

8月から受注開始/10月1日から出荷可能
季節商品につき在庫が無くなりしだい終了

名入版代 2,000円 (別途)



ビッグサイズで新登場



書きやすい用紙

メモスペースが広い

名入スペースも広い

年令早見表付き

前年12月から使える

魅力のホワイト
バージョン

プレミアム卓上カレンダー (注文は100冊以上)

KK-186 単価 280円

寸法 横21.0cm×縦17.7cm×奥行8.5cm、重量 120g、PP袋入
季節商品につき在庫が無くなり次第終了

贈答・PR用品

患者様へ、ちょっとした贈り物に名前を入れてPR

マスクを清潔に保管できる携帯ケース



マスクケース (注文は150個以上)

KK-187 単価 **190円**

寸法 19cm×11cm×1.2cm、重量 79g
ポリプロピレン

のし巻き名入代 **20円** (別途)

健康は嬉しい・美しい・素晴らしい



健康十訓手拭い (注文は100枚以上)

KK-183 単価 **300円**

寸法 34cm×90cm、重量 32g、綿100%
袋入寸法 15cm×23cm

のし巻き名入代 **20円** (別途)

この薄さが喜ばれます！



パーソナル手帳 (注文は100冊以上)

KK-153A~G 単価 **180円**

現品寸法 9cm×15.4cm×0.6cm、重量 55g
ブルー(A)、イエロー(B)、ピンク(C)、
白(D)、シルバー(E)、赤(F)、黒(G)の
7色から選べます。

名入版代 **2,000円** (別途)
(200冊以上は無料)
内側の年間カレンダー下部に
名入れ印刷

防災に役立つ知恵が満載！



防災手拭い (注文は100枚以上)

KK-188 単価 **300円**

寸法 35cm×100cm、重量 40g 綿100%
袋入寸法 13cm×18.5cm

のし巻き名入代 **20円** (別途)



贈答・PR用品

携帯に便利です！ 必要な物をコンパクトにセット



エイドチーム (注文は100個以上)

KK-148 単価 **250円**

ハコ寸法 8cm×11.8cm×3.4cm
重量 66g 医療機器届け出商品
コットンパフ 3P カラー綿棒 10P
エイトバンM 5枚 ワンタッチ帯

のし巻き名入代 **20円** (別途)

応急処置に役立つ知恵が満載！



救急手拭い (注文は100枚以上)

KK-189 単価 **300円**

寸法 35cm×100cm、重量 40g 綿100%
袋入寸法 13cm×18.5cm

のし巻き名入代 **20円** (別途)



『開業・リニューアルオープン』をお考えの際は お気軽にご相談ください



～ 鍼灸院・接骨院開業設備参考例 ～



まだまだ写真はあります。
ご覧になるには、下記のURLへ
アクセスしてね。




オンラインショップ <http://e-kenkou.jp/>


※ 撮影にご協力いただきました先生方には、紙面にて感謝を申し上げます。

鍼灸マッサージ院・レイアウト参考図

レイアウト



接骨院レイアウト参考図



Opening Plan




鍼灸院・接骨院のご開業に関するご相談は
キャリア豊富な私達にご相談ください。

中古医療機器

購入時の大切な お知らせ

日本理学療法機器工業会 日本理学療法器材工業会



保守点検と「薬事法」

医療機器は、医療法で保守点検が義務付けられています。これは車でいう「車検」と同じで、安全にお使いいただくために決められた制度です。中古車を購入する際「車検の有効期間はあるか、定期点検や整備状況はどうか」等の内容を確認されると思います。中古医療機器においては車検の代わりとして、中古販売をする際に、製造販売業者（以下「メーカー」という）に通知をして承諾を得ることが義務付けられております。それが「薬事法施行規則第170条」です。

中古医療機器購入時のご注意

- ①購入前に、販売業者または個人に「医療機器の販売にあたり、メーカーから承諾を文書で受けていること」をご確認ください。
- ②メーカーの承諾を受けた機器の見極めとして、日本理学療法機器工業会（日理機工）では、会員メーカーが責任をもって安全の確認を行い、販売の承諾済み機器には『再販点検済証』を貼付するよう、ガイドラインを設けました（2013年4月）。『再販点検済証』が貼付されている中古医療機器は、医療現場で安心してお使いいただくことができます。2013年以前のものについては、①のとおり販売業者に直接ご確認ください。
- ③製品の機器銘板（製造番号）がないもの、取扱説明書がないものは要注意です。特に機器銘板がないものは薬事法違反となります。

メーカーの販売承諾がない場合、こんな困ったことが起きます

- ①適正かつ迅速に、定期点検や修理を受けることができません。
- ②ユーザー登録がなされていない場合、メーカーから必要な情報が届きません。
- ③日本理学療法機器工業会では、耐用期間（添付文書に記載）を過ぎた中古医療機器についての承諾を推奨しておりません。修理部分や消耗品などの供給が受けられない可能性があります。
- ④メーカーの承諾を受けていない医療機器を使用して医療事故が発生した場合、使用者責任を問われる可能性があります。

正規の中古医療機器の場合、ここが安心です

- ①メーカーによる安全確認が行なわれておりますので、安心してお使いいただけます。
- ②お客様情報の登録がされておりますので、点検や修理なども素早い対応が受けられます。
- ③万一リコール等の問題が発生した場合でも、メーカーからの情報提供や適切な対応をさせていただきます。

重要

医療機器を個人として譲渡する場合も、安全確保と顧客情報管理のため、メーカーへご連絡いただけますようお願いいたします。

索引

ア行

アーチ (ソフソール)	143
アーチを持ち上げるインソール (ソフソール)	143
アームポトランス® (腕吊り)	166
R型上肢台	77
PTスライダー (チェアー)	85
RBトレーニングチューブ	181
愛杖 Eシリーズ	185
愛杖 カーボンシリーズ	185
愛杖 スリム四点杖	187
愛杖 ハロキティ折りたたみステッキ	185
愛杖 楽スマ	185
アイスケイン	186
亜鉛粒	23
赤キャップ (ガラス)	99
赤球	103
赤箱日本一黄金山 (もぐさ)	34
アクアキューブ	128
アクアゲルホットバック	123
アクアシート	176
アクアタイザー QZ-260	128
アクセルバイブ MD-7300	191
アクティベータI	68
アクティベータII	68
アクティベータII イージーグリップ	68
アクティベータIV	68
アクティベータIV イージーグリップ	68
アクティベータUSB	68
握力計	41
アサヒディスポ銀鍼	11
アサヒディスポ鍼S	11
アサヒディスポタッチB	14
足裏凹凸ローラー	194
足関節・靭帯付モデル M34	91
アシストベース・グレー	131
足ツボ名人	196
足と足首 (図)	96
足の反射療法チャート	97
足指小町 外反母趾・内反小指 固定タイプ	159
足指小町 歩行らくらくサポーター 指間パット付	159
足指小町 歩行らくらくサポーター ハードタイプ	159
アストロン	117
アスピア	116
アスリート (ソフソール)	143
アップライトバイク B8 E Plus	177
アップライトバイク U1x MATR-2	177
アドール®E (胸部固定帯)	164
アドール®女性用 (胸部固定帯)	164
アプローチ整体 (ベッド)	66
アプローチベッド	66
アルコー12型	187
アルコーノズル	49
アルフェンスアルミ副子	171
アルペロノーチェ (ベッド)	62
アンシルク	167
あんしん2本杖 2本組	184
アンデス セブナイ AND-7i	182
椅子	131
一灸 (IKKYU)	37
一光のスキんクリーム	56
イトー ES-4000	115
イトー ES-5000	114
ITO-InBody370+	42
イトー SW-203	119

イトー ESTIMUS	115
イトー ESPURGE	115
医療用和紙ディスポカバー	69
医療用和紙ディスポシート	69
員利針	18
員利太針	18
ヴァレオ ボディボール	178
ウィル・ステラVHジェル	52
ウーリーナイロンタイII (包帯)	168
ウールサポーター	158
ウエスト ハーバル パッド	122
ウエストマザー®ピオス® (腰部固定帯)	161
ウォーミング マッサージジェル	57
腕立・懸垂/UDEKEN (ウデケン)	183
腕マクラ	73
エアー オーソテック プラス (ソフソール)	143
エアージェル ハニーコンボ	143
エアー セレクト (ソフソール)	143
エアーメイト	194
エイクレス	174
H型DXベッド	61
エイドチーム	197
AT mini	109
AT ミニII	109
エクスケアプロIII	111
エクセルスパイラルテープ	140
エコ消エタ®消毒液	175
SSP アルファ1 RE-1011	116
SOTブロック5点セット	68
エスカルゴ PBE-100 (2)	182
エスクリン (消毒剤)	170
SD ポータル	62
EXバストセット	75
EXバストマット	75
EX半円マクラ	75
EXフェイスマット	58, 75
絵で見るトリガーポイントチャート	97
NO診察台	60
NO治療台	60
F型上肢台	77
M414 ニー ストラップ	150
M419XX マルチアクション・ニーラップ 5	150
M419 マルチアクション・ニーラップ 1	150
M425 ニー スタビライザー 5	150
M429X ヒンジ® ニーブレイス 3	149
M431 アンクルサポート	153
M432 ストラップ・アンクルサポート	153
M434R (右足用) ラップ アンクルサポート	153
M434L (左足用) ラップ アンクルサポート	153
M436 アキレスサポート	153
M443 コンプレッション・カーフラップ	156
M448 フィンガーサポート	157
M449 フィンガーサポート バディ	157
M451N (ロゴなし) リスト サポート	154
M451F (ロゴあり) リスト サポート	154
M452 リスト ストラップ	154
M454R リスト ブレイス (右手用)	154
M454L リスト ブレイス (左手用)	154
M455 リストサポートDS	154
M462 ショルダーサポート	155
M463 ショルダーサポート・ライト	155
M468 サムサポート	157
M469 サムサポート ブロ	157
M471 サイサポート	156
M474 コンプレッション・サイラップ	156

M475 グロインラップ	156
M481 エルボーサポート	152
M485 デラックス・エルボー サポート	152
M489 エルボーバンド DP	152
M656 パワーアームスリーブ (1個人)	155
M4191 ショート ニーラップ	150
M4192 ダブル ニーラップ	150
M4197R (右足用) バイオロジックス アンクルブレイス	153
M4197L (左足用) バイオロジックス アンクルブレイス	153
M4200L (左ヒザ用) バイオロジックス ニーブレイス	149
M4200R (右ヒザ用) バイオロジックス ニーブレイス	149
M6440A HEX アームスリーブ (2個人)	156
M6440L HEX レッグスリーブ (2個人)	156
M6441A HEX アームスリーブ (1個人)	156
M6441L HEX レッグスリーブ (1個人)	156
M6566 パワーアームスリーブ (2個人)	155
M6575 パワーレッグスリーブ (1個人)	155
M6577 パワーレッグスリーブ (2個人)	155
M針	14
MP円皮針	14
MP針	14
エラストックラップ	156
エリプティカル E7 LED	177
エルク滅菌バック	47
遠赤ソフトサポーター ひざ	158
円皮鍼	14
円皮針用絆創膏	15
オイルオブ・エミュー	55
黄土珪素温冷熱Power	123
AUVE (オーヴ)	102
大型アネロイド血圧計 卓上携帯型	39
大きなつえ先ゴム	184
オージオトロン	113
オートヘルサー DZ-190	129
オーバルチェアー	84
オームバルサー	107
オールニーズクラッチ	186
オキシボーイ	43
オキシリウム	129
おしぼり	79
オステオトロンV	118
汚物缶	78
オムロン デジタル自動血圧計 HEM-1011	40
オムロン 電子体温計	43
オメガ式有孔H型DXベッド	61
オリコベッド	63
オルソグラス®II	173
オルテックス®	173
温圧棒	30
オンキュー	35
温灸純艾條	30
音叉	39
温暖灸頭鍼用	35
温暖専用キャップ	35
温熱シップ	124
温熱ダイハップL	174
オンパー	126

カ行

ガーゼ	170
ガーゼ布	170
ガードロー OA	151
カーボンホルダー	101
カーボンホルダーネジ	101

快温サポーター ひざ	158	器械卓子	76	KN プチローラー	17
カイネタイザー	117	奇経八脈図鑑	94	KN・ロールシート	69
解剖学ガイドI [体系図]	97	キャスター付キャリーバッグ	63	ゲートセラピー	85
解剖学ガイドII [器官構造]	97	キャストサンダル	173	Kの替刃	22
ガウリ アンクルウェイト	180	キャストシュー®・WP	173	KT テープ プロ	133
ガウリ リストウェイト	180	キャストヒール	173	KT テープ プロ エクストリーム	133
かきばり	18	キャリーバッグ	63	KT テープ プロ ワイド	133
角度計	41	救急手拭い	197	外科剪刃	27
角マクラ	73	九鍼標本	21	血圧計用シリコン管	39
傘立	78	Qタイ® (包帯)	168	ゲルマコア	25
カスト	50	灸点器	29	ゲルマドクター	25
肩関節機能模型	91	灸点紙	29	げんきDAS	44
肩関節, 機能モデル A80	91	灸点スミ	29	ケンくん	19
肩と肘 (図)	96	灸点ペン	29	健康十訓手拭い	197
カップリング α	99	灸点棒	29	現代皮膚針	19
カップリング β	99	灸頭針用切艾特大	32	コア フォームローラー®	178
KANA EMS PAD	105	キューブ	87	高級鍼カナケンはり"すずらん"	12
カナ灸 雅	32	灸療リング	29	抗菌スリッパ	83
カナ灸 雅 処方函	32	キャストライト®・ α	172	コウケントー	101
カナケン角型マクラ	71	玉昌ローラー	17	交互歩行器	187
カナケステンレス鍼	12	切りもぐさ (中)	29	小型干渉波治療器 ES-400	114
カナケンソフト胸当てマクラ	71	極 (きわみ)	33	股関節機能模型	91
カナケンバストマット	71	筋硬度計 (アラーム付)	41	股関節, 機能モデル A81	91
カナケン万能マクラ	71	金鍼	12	呼吸するジェルインソール (ソフソール)	143
カナケン膝マクラ	71	銀鍼	12	五行之色体表	93
カナケンひじ・ひざマクラ	71	筋肉革命	195	固形パラフィン	126
カナケン額・腕マクラ	71	金粒	23	ココロケーター	43
カナケン額マクラ	71	銀粒	23	小里式鍍針	18
カナケンフェイスマット	72	クアトロ (ベッド)	64	腰装具	131
カナケンマクラ丸形	71	クーリング マッサージジェル	57	骨格筋 (図)	96
カナケンマッサージマクラ	71	クーリンジェル	57	骨格 (図)	96
カナにゃん	19	クーリンプラス	176	骨格モデル	90
カナホット	121	クールリフェンダ	174	骨粗鬆症モデル	92
カナホット替カバー	121	ククロン (包帯)	168	骨盤カーナード	160
カナホット 関節用	122	9の字皮内鍼	14	骨盤カーナードカラータイプ	160
カナホット ベストタイプ	122	くまで針	18	骨盤コンディショニングベルト	161
カナホットモイスト	121	クラブキルバンド	164	小箱もぐさ	28
カマヤミニ	35	クラブキル プレース	164	5針小児はり	16
カマヤミニスモークレス	35	グランディス	189	ゴム球	39
紙カバー	69	克蘭メルシーネ	171	ゴム袋 (空気袋)	39
カラーキーパー (頸椎固定シーネ)	165	克蘭メルシーネ TSF-100	171	こりスポット	9
カラスコープ	39	クリーンフィンゲ	51	コリメジン	176
カラーダブルスコープ	39	クリーンボックススリムエイト 8足用	83	コリメジンクーリング	176
カラーバストマット	72	クリスタル岩塩	195	コリメジンホット	176
カラー半円マクラ	73	クリッカー	127	コンネット包帯 (タケトラ)	169
カラーマッサージマクラ	73	グリッド フォームローラー®	178	コンパクトベンチ	86
カラー胸当てマクラ	73	グリッド フォームローラー®X	178	コンビネーション刺激装置 EU-910	114
ガラスSTR 8セット	98	車イス	184	コンフォートジェルバック	141
ガラスSTR 16セット	98	クレープ (包帯)	168	コンフォートラップ	141
ガラスSTR Mセット	98	呉氏副木	171		
ガラス管 (耐熱性)	48	クロームダンベル	180		
ガラスシャーレ	49	クロススティム LX-1	109		
ガラス玉	100	クロルヘキシジン	175		
ガラス粒	23	ケアセツ	74		
カルテケース	80	ケアバストップ	72		
カルテ棚	80	ケアバストマット	72		
カルテフォルダー	80	ケアフェイスマット	72		
簡易型卓上煮沸消毒器	47	携帯灰皿	29		
眼科剪刃	27	頸椎装具	131		
鉗子立	49	経絡温灸棒	30		
患者衣	82	経穴人形	88		
患者着	82	KN オリジナルタオル	70		
関節革命	195	KN チタン鍍針	19		
キーパシルク	26	KN ディスボはり皿	7, 48		
キーボア	26	KN バストセット	72		

サ行

サージカルテープ	26
サージマスク	52
SARNOS (サーノス)	110
スーパークレープ	46
サーマルバック	124
サクロアクティブ・DX	163
サクロデラックス	163
サクロライト・DX	163
殺菌線保管庫	46
サラサイド除菌クロス	53
サラヤアルコール含浸綿	170
サラヤインソールバネール	175
サラヤ 塩化ベンザルコニウム液	175

サラヤ消毒用エタノール	175	上腕式血圧計 UA-1030T (音声案内付)	40	スマート・ミニ 血圧計 UA-621	40
サラヤ ニトリルグローブ ソフトフィット	51	ショルダー ハーバル パッド	122	スマートワゴン	76
サラヤ針捨てBOX	7	ショルダーブレース	166	スライヴ フットマッサージャー	194
サロフィックス バックストレッチャー	183	自律神経測定器 IW-zen	44	スライヴ マッサージチェア CHD-3400	189
サンオートクレーブ	46	視力表	42	スライドステッキ	186
三角巾 (フチトリ)	170	視力表示棒	42	スライド用シリコンチューブ	99
三角ばり	18	シルバーマグ	23	3M™ マルチボア™ スポーツ	139
三角表示板	80	シンアツシン	192	3M™ マルチボア™ スポーツライト	139
三角マクラ	73	鍼灸ウェア	82	3D 足のリフレクソロジーチャート	95
三角よねやま式	18	鍼灸カルテ	81	3D 鍼灸経絡経穴図	95
サンクレーブ	46	針灸具バット	50	3D 人体チャート	95
散針用片窓針管	13	鍼灸経絡経穴図	93	スリマーベッド	66
散針用両窓針管	13	「鍼灸適応症」ポスター	93	スロープフェイス	72
サンビーマー	104	鍼灸標準経穴模型 (日本語版)	88	精密体重計 (検定付)	42
サンビーマーDSTタイプ	104	鍼灸補瀉要穴の図	94	セイリンMタイプSP	8
サンホット	122	針具皿	50	セイリンLタイプSP	8
三稜針	22	神経系 (図)	96	セイリンGタイプ	9
CINA RMD マッサージジェル	55	診察券受	80	セイリンJSPタイプ	8
CIANA ST マッサージクリーム	55	診察台 EX-SD2WS	59	セイリンJタイプ	8
CIANA フォームローラー	179	診察台カバー	70	セイリンDタイプ	8
CIANA ヨガトレーニングマット	179	伸縮セラピ	85	セイリンバレット	8
GS スリムベッド	66	人体ゴム印	81	セイリン皮内針SSタイプ	9
CK チェアー	84	新テイクリムID1%	175	セイリン皮内針NSタイプ	9
シーズツール (チェアー)	84	新テিজェルID1%	175	赤外線灯	103
シームレスサポーター	158	新火消しつぼ	30	石州紙	171
紫雲膏	175	審美六鍼	19	脊柱可動型骨格モデル	89
シェイプアップトレーナー	183	吸灸	100	脊柱可動型モデル	90
シェイプストレッチャー	191	水銀レス血圧計	39	施灸練習台	29
シェイプリング	181	吸玉療法 (書籍)	99	セダンテ ネオ	113
ジェルヒールカップ (ソフソール)	143	スーパーカイン	113	ゼニス・ハイローテーブル	67
耳介図カラー図鑑	94	スーパーコールド (ノンフロン)	132	セラバンド	181
紫外線 (殺菌ランプ)	47	スーパートラック (牽引装置)	130	セラバンド®CLX	181
鹿皮	13	スーパープロ アンクルエイト	153	セラピア	104
シグマックスアームスリング (腕つり)	166	スーパープロ エルボーラップ	152	セラビムボディ E8	111
ジグリッチ AX-HX1500pg	193	スーパープロ エルボーラップサポート	152	セラミック電子温灸器	37
止血鉗子	99	スーパープロ ショートニーラップ	151	線香	29
耳針療法のためのポイントマスター	94	スーパープロ ニーサポート	151	線香入	29
シチズン超音波洗浄器	46	スーパープロ ニーラップ	151	線香消し	29
シチズン電子血圧計 CH453F	40	スーパーライザー PX-TYPE1	102	せんねん灸アロマきゅう	36
シチズン電子血圧計 CHUC615	40	スーパーライザー PX-TYPE2	102	せんねん灸伊吹	36
湿布缶	50	スーパーライザー mini PRO	102	せんねん灸近江	36
自動手指消毒器 HDI-9000	54	頭蓋、頸椎付、4分解モデル	92	せんねん灸奇跡	36
指頭消毒器	49	頭蓋骨22分解キット、マルチカラー仕様	92	せんねん灸専用点火器	36
遮眼子	42	スガヤ式十字キャップ	29	せんねん灸竹生島	36
斜刺用針管	13	スキナゲート	26	せんねん灸レインボー	36
じゃばら	195	スクラビイン	54	足関節機能模型	91
煮沸兼用針筒	47	スクワラン	55	足関節模型	91
煮沸用シャーレ	49	スダレ副木	171	外脚H型DXベッド	61
ジャンボローラー	17	スチームホットアイN	123	ソニックタイザー SZ-100	118
18金針管	13	スチームホット C-600N	123	SONON 300L	45
集毛針	16	スチームホット J-700N	123	ソファー	86
手関節機能模型	91	スチールカルテ棚	80	ソフトスプリント	171
手関節模型	91	ステッキ (スワン型)	186	ソフトドルフ	165
手指用糸もぐさ	29	ステンレスシャーレ	49	ソフトバランスボール	178
手動身長計付き体組成計 DC-217A	42	ステンレス万能ツボ	49	ソフトブル®	158
上下肢台	77	ステンレスワゴン	76	ソフトレーザリー	102
邵氏温灸器	35	ストッキネット	173	ソフラウルファー	166
上肢交互運動器 椅子型 K2200M	177	ストレッチポールEX型	179	ソフラクール	127
上晒葉もぐさ	29	ストレッチポールEX型ハーフカット (2個セット)	179	ソフラクール® サポーター	141
消毒用イソプロパノール	175	ストレッチポールMX	179	ソフラクール® バック	141
消毒用エタノール	175	ストレッチングベンチ SD-100B	177	ソフラクタイム包帯	168
小児Kセット	19	ストレッチングボードEV	191	ソフラックス® サーマー	172
小児鍼入れり標本	21	ストレッチングボードXO	191	ソフラテトラメン	170
正面付け表示板	78	スノーパック・クール	127, 141	ソマセプト	15
上腕式血圧計 UA-1020P	40	スパイラテックス	140	ソマブレーション	15

ソマレゾン	15
ソルボ足指間パッド	147
ソルボアスリート	145
ソルボインソールつま先	146
ソルボウェッジヒールサポーター	146
ソルボウェッジヒールサポーター薄型	146
ソルボ外反母趾ケアバンド	147
ソルボ外反母趾サポーター薄型	147
ソルボ外反母趾サポーター 固定薄型メッシュタイプ	147
ソルボ外反母趾サポーター 固定型	147
ソルボ外反母趾サポーター スキニーパワーフィット	147
ソルボ外反母趾サポーター スキニーフィット	147
ソルボ外反母趾ソックス	148
ソルボ外反母趾・内反小趾サポーター薄型	147
ソルボ外反母趾・内反小趾サポーター 固定薄型メッシュタイプ	147
ソルボ外反母趾・内反小趾サポーター パワーメッシュ固定型	147
ソルボ外反母趾・内反小趾トゥガード	147
ソルボかかとくんサポータータイプ	146
ソルボかかとくんヒールロック	146
ソルボタテアーチサポーター	146
ソルボタテアーチサポーター薄型	146
ソルボ中殿筋サポーター	162
ソルボDo アンクルサポーター	148
ソルボDo エルボーバンド	155
ソルボDo ニーサポーター	148
ソルボヒール	146
ソルボヒールサポーター	146
ソルボひざサポーター	148
ソルボフィットバンド手首用	148
ソルボフィットバンドテニス肘用	148
ソルボフィットバンド膝用	148
ソルボヨコアーチサポーター	146
ソルボヨコアーチサポーター薄型	146

タ行

ダイオードステッチ	21
タイサリートプラス	54
太乙薬條	30
ダイハップクール	174
タイフレッシュ・アルコール液	54
タイフレッシュ・エースNeo	54
タイフレッシュ・ユニV	54
タオル地専用ピロケース	188
タケトラ® ニトリル手袋	51
タケトラ® ヒューゴクラッチ	187
打診器	41
脱衣カゴ	77
脱脂綿	170
たっちゃん(つえ先ゴム)	184
たっちゃんラージ(つえ先ゴム)	184
ダブル骨盤メッシュベルト	160
たま型小児針	18
達磨(だるま)	33
達磨スーパータックル	33
タル口(チェアー)	84
炭化艾	35
単柱クラッチ	186
知覚計	41
チクチクバンバン	21
チタン球	23
チタンバイオネック	9
長安 NEO DX	34
チューシャパン	22
チューピコット(アルケア)	169

超音波洗浄器	46
超音波治療器 US-711	118
超音波治療器 US-731	118
超音波治療器 UST-770	118
長生灸	34
蝶番付消毒盆	50
長刀針	18
調熱絆	34
長柄ローラー針	17
治療日誌	81
チル・コールド	127
椎間板ヘルニアのモデル	92
ツイストチェア SD-100T	177
ツインビート R	112
2in1 エクササイズホイール"リラトレ"EV-301	183
ツウリーポータブルテーブル100	67
ツウゴン(3段)	76
杖ゴム	186, 187
杖先ゴム 交換用(トンボ)	184
つば灸 NEO NEXT	34
D-R ウェッジ パッド	144
ディーエーキャップ	20
ディーエースティック5	20
ディーエースティック・エナジー	20
ディーエービューティー	20
DSIS 2軸アーチ パッド	144
DSIS 3軸アーチ パッド	144
DSIS R ウェッジ パッド	144
DSIS LT ウェッジ パッド	144
DSIS ソルボウォーキングエア WOMEN'S	145
DSIS ソルボウォーキングエア MEN'S	145
DSIS ソルボ外反母趾対策フルインソールタイプ	145
DSIS ソルボキッズフルインソールタイプ	145
DSIS ソルボヘルシーフルインソールタイプ	145
DSIS ソルボメディフルインソールタイプ	145
DSIS ソルボランニングエア WOMEN'S	145
DSIS ソルボランニングエア MEN'S	145
DSIS ヒールウェッジ パッド	144
DSIS 前足ウェッジ パッド	144
DSIS ロングアーチ パッド	144
D-縦軸 アーチ パッド	144
TT パワーテップ	140
D-横軸 アーチ パッド	144
鋲針	18
ディスボカバーTP(L)	69
ディスボ鍼 カナケンディスボ鍼【長鍼】	7
ディスボ鍼 カナケンディスボ鍼【はり皿付】	6
ディスボ鍼 カナケンディスボ鍼【はり皿付】フェイスタイプ	7
ディスボ鍼 光華	6
ディスボ鍼 ディスポ中国鍼	7
ティバップID	174
ティバップAクール	174
ティバップAホット	174
ティバップFB	174
ティバップZクール	174
低反発バスト	72
ティプラスターID	174
ティプラスターID ホット	174
テップカッターエコノミー&替刃	137
手経穴模型	88
デジタル式身長計	42
手と手首(図)	96
テニスエルボー ウィズ ジェルパッド JP プラス	155
テニスエルボーサポーター	155
手の構造, 3分解モデル M18	91

DX 骨盤カーナーバンド	160
DX マッサージベッド	61
デラックス腰痛帯	162
デルタ(低周波治療器)	115
電子温灸器 CS-1000	38
電子温灸器 CS-2000	38
電子温ねつ灸	31
電子鍼	192
電動EX ベッド	58
電動HS ベッド	59
点灯管(グロウランプ)	47
電動診察台β	58
電動ハイローベッド	59
電動ボディベッド	59
電動ポンプ専用カップ	99
電動油圧昇降ベッド	58
テンビュール® ネックピロー	188
テンビュール® ミレニアムネックピロー	188
等身大経穴模型	88
等身大骨格モデル	89
頭鍼療法刺激区図	94
頭部経穴模型	88
頭部と頸部(図)	96
銅ポインター	19
銅粒	23
ドクターチェアー	84
ドクターフォネット(聴診器)	39
ドクターメドマー DM-6000	190
徳用灸頭針用切艾	32
徳用もぐさ	28
トライアングル(クッション)	73
トラックタイザー(牽引装置)	131
トランスポアー	26
ドリーム500(馬油40%)	56
ドリーム430(馬油40%)	56
ドリームワインゲル(馬油40%)	56
トリゾン液	175
トリノ スポーツ(ベッド)	62
トレーナーズバッグ	132
トレーナーズバッグ・キット	132

ナ行

ナーシングフォネット(聴診器)	39
名入れタオル	196
名入れ卓上カレンダー	196
長田式器具	21
長田式デルマトーム人形	21, 88
ナチュラルバス(重炭酸入浴剤)	195
軟膏壺	171
ニードルホルダー滅菌バック付	47
ニープレース	166
ニチバン紙バン	26
ニトリート アンダーラップ UW-70	135
ニトリートEB	135
ニトリートEBH	135
ニトリート オムニダイナミック	135
ニトリート キネシオロジーテープ	134
ニトリート キネロジ®EX	134
ニトリート キネロジEXカラー	139
ニトリート キネロジ®PRO	134
ニトリート キネロジPRO	134
ニトリートCB	135
ニトリートバリューバック	133
ニトリート ひざかんたんウォーキング	135

ニトリート ひざかんたんスポーツ	135
2枚セット経穴図	94
NEWゲルマくん	193
ニューセットL1	74
NewタウパーピアンカS	51
ニューニードル前田製	11
ニューホスピタル	87
ニューホワイトベルト	182
ネオ消アル[ヨシダ]	175
NEO ディスボ鍼	11
ネオテクトロン ONE-P6	111
ネオプロゼリーT	109
ねるぐ枕	188
ネックマッサージ"タタキもみ"コードレス AX-KXT7700gr	193
ネバノン	27
ねりもぐさ	30
粘着スプレー	132
ノイロシステムビジョン (NSV)	44
ノイロソフター	44
膿盆	50
のび〜るⅢ	183
ノンスコレッチ® (包帯)	168

八行

パーソナル手帳	197
バーンコア	112
バイオカナックス	108
バイオトレーナー	112
バイオネック	9
バイオネック・ゼロ	9
バイオフィーズ	57
バイオミニⅡ	108
梅花針	16
肺活量計	42
バイサタイザー	126
バイター	191
ハイチェアー	84
灰取りスプーン	29
ハイドロタイザー	125
ハイラテ (粘着性伸縮包帯)	138
ハイロー-DXベッド	61
箱入詰め替え用タルク	55
はじめてのお灸 4つのかほり	36
はじめてのお灸 くだものかほり	36
はじめてのお灸 香木のかほり	36
はじめてのお灸 はなのかほり	36
はじめてのお灸 緑茶のかほり	36
「初めての方は是非お読み下さい」ポスター	93
バストバンド・エース	164
バストマット	72
バストマット用ハーフカバー	69
8Wボケットティッシュ	196
バチばり	18
バッグホルダー	127
バックレス (クッション)	73
バットクリーナー	117
バトルウィン アンダーラップテープ	132
バトルウィン テーピングシザーズ	132
バトルウィン テーピングテープ	132
バネ付き三稜鍼	22
パピットとサーモ	43
パラパック	126
パラフィン	126
バランスディスク	179

バランスボール セイフティー	178
ハリ皿	48
鍼シャーレ波型	48
鍼そうかんホルダー	13
針のばし	13
針練習器	10
ハンガー (大)	131
番号札	78
番号札立	78
バンシン ネオ	37
バンシン プロ	37
ハンディ Q	37
ハンディ氷のう	127
ハンドサニターS	54
ハンドポンプ	178
ハンドラップ	49
万能ツボ	49
P針	14
ヒールパッド	146
ひかる安心2本杖	184
ピコリナ	107
膝関節,機能モデル A82	91
ひざぼかホットゲル	57
ひざマクラ	73
膝関節機能模型	91
肘関節機能模型	91
肘関節,機能モデル A83	91
ビスタッチ	192
ヒットマッサージ	191
ヒップOAサポーター	166
ビトロード電極	107
皮内針用絆創膏	15
栓水	195
響 (ひびき)	33
ヒビスコール	53
ヒビスコールSH	53
ヒビテン液	175
表示ボックススタンド OP-005	42
平軸皮内鍼	14
ヒラタ・クン	31
ピローバッグ (特大)	74
ピワエキスジェル	55
ピンセット	27
ファイテンパワーテープ	25, 140
ファイテンパワーテープX30	25
ファルマテックス®	138
FAMUBO (ファンボ)	45
フィジオ アクティブHV	112
フィジオ ショックマスター	116
フィジオ ソノ	118
フィジオバック	125
フィジオバック ウォーマー	125
フィジカルメドマー PM-8000	190
フィッシャー型ステッキ	186
フィットFIT-II ニュートラルアーチ	142
フィットFIT-II ハイアーチ	142
フィットFIT-II ローアーチ	142
FIT ボード	142
フェイス (クッション)	72
フェイスパーパー	66
フェイス用ディスポカバー	69
フェザー® ブラッドランセット-SP	22
フェリシエイドサポーター	151
フェルト	137
フェルト のり付き	137

フォームラバー	132
フォームラバーオープンセル セット品	137
フォームラバー ひざ用	137
フジカスマーティレグホット	193
フジカ・スマーティ F4-A5型	193
フタ付バット	50
腹筋らくらく座椅子	183
太八角針管	13
舟型シャーレ	48
舟型波付針シャーレ	48
ブラRP 8セット	98
ブラRP 16セット	98
ブラRP Mセット	98
ブライトン®-100	172
プラスチック管	48
プラスチックシャーレ	49
プリモ (ベッド)	65
プリモスポーツ (ベッド)	64
フルインソール	146
ブレイスサポーター	159
ブレスネット (アルケア)	169
フレックス オー リング (DVD付)	183
フレックスチェア SD-100F	177
ブレバント® (腰部・大腿部用サポーター)	166
プレフィルター小	99
プレミアム卓上カレンダー	196
プレミアムボディマット	74
プレミアムボディマット用綿製カバー	74
プロ110 ニースリーブ	151
プロスツール (チェアー)	85
プロゼリー	109
プロテクト X2	51
分解モデル	92
ペーパーホルダー PH400	51
ベネチア (ベッド)	65
ベネファクト (伸縮性粘着包帯)	138
ベビーオイル	55
ベビーパウダーシェーカー	55
ヘラ針	18
ベリーニ (ベッド)	65
ヘルシーバン	23
へるスイングダンベル	180
ヘルスチェックカード	196
ベルトトレーナーDX	182
防災手拭い	197
ホーキ針	16
ホータイ止	168
ホータイバサミ	27
ホータイ巻器	77
ホータイ巻器用ハンドル	77
ポータブルテーブル ソラナ	63
ポータブルテーブル デルマ	63
ポータブルドロップ	67
ポータブルマッサージチェア ラグーナ	62
ポータブル縦型ヘッド	72
ホールセット	74
保険証診察券受	80
補助イス	84
捕法集毛針	16
ホスピタルチェアー	85
ホスピタルハイチェアー	85
細八角針管	13
細丸針管	13
ホット&クールパッド	141
ホットキャビ	79

ホットバイターVR303	191
ホットバック	124
ホットパッチ	176
ホットブルー	31
ホットマグナー	120
ホットマグナー HM-2SCX	120
ホットラークン	30
ボトルベル	180
ボラリスカイネ	117
ポリネック(頸椎固定用シーネ)	165
ホワイティ・ビーム・メタル	104

マ行

マイクロタイザー	119
マイクロ波治療器	119
マイクロローパー	26
前田銀鍼	12
マグナーライトバック	120
マグレイン	24
マジックバンド	105
マジックベルト	105
マスキング水	175
マスクケース	197
マックスベルト se	163
マックスベルト me2	163
マックスベルト me3	163
マックスベルト me ブラック	162
マックスベルト SHORT	161
マッサージボール	178
マッサージマクラ	73
マッスルステーション MS-1011	182
松葉針	18
松葉杖	187
松葉杖チェアー	85
マルチパワーテープ	140
Mrハーリー	19
ミナトバック	125
ミニ関節モデル	91
ミニキャビ	79
ミニステップ	78
ミニポスター 骨粗鬆症の知識	97
ミニポスター 脊椎の構造と異常	97
ミニポスター 内臓の働き	97
ミニポスター ムチ打ち損傷	97
ミニポスター 毛髪と脱毛症の知識	97
耳経穴模型	88
ミニ付きネットホータイ	169
ミューラー 4ウェイ アジャスタブルニー	151
ミューラー アジャスタブル アンクルサポート JP プラス	153
ミューラー アジャスタブル エルボーサポート	152
ミューラー アジャスタブル ニーサポート JP プラス	151
ミューラー アジャスタブルリストサポート JP プラス	154
ミューラー Hg80® プレミアム・スタビライザー	151
ミューラー Hg80® プレミアム・ヒンジド ニーブレイス	151
ミューラー Hg80 プレミアム・リストブレイス	154
ミューラー Mテープ チームカラー	136
ミューラー Mラップ カラー	136
ミューラー エラスチックバンデージ	137
ミューラー エルボーサポート	152
ミューラー ティアライトテープ	137
ミューラー テープラップ プレミアム	137
ミューラー パフォームプラス アスレチック・トレーナーズテープ	136
ミューラー ホワイトプロ アスレチックテープ	136
ミューラー ホワイトプロテープ	136

ムーブベッド	63
無煙棒灸	31
無煙艾条	31
胸装具	131
めぐりフレ	176
メタルフィッシュ	19
滅菌バック	47
滅菌バック用シーラー	47
メディスティックペン	29
メトル®(小折りガーゼ)	170
めめちゃん	122
綿球容器	50
メンタムQ	175
綿パイル包帯N	168
モアレトボグラフィ	45
モイストヒートバック	123
盲人杖	186
MOXATH(モクスス)	38
もぐさ(箱入) 業務用	28
木製フッド柄付	30
モクベッドS	61
モビバンEX	181

ヤ行

ヤイック®(腰部固定帯)	161
薬草入浴剤	195
山田式 遠赤ヒザラーク スーパーメッシュ	158
山田式 遠赤ヒザラーク ソフトタッチ	158
山田式 カタラーク	158
山田式 骨盤ストロングベルト	161
柔(やわら)	33
URスツール(チェアー)	85
ユーカリプタスブレンド	55
友好小児針	18
有孔水平キャップ	29
友好太針	18
ユートクカミバン	26
ユーフォリアQ	35
雪の華(もぐさ)	34
ユティール®(粘着性伸縮包帯)	139
ユニコ刺鍼練習台Ⅵ型	10
ユニコディスボ鍼 S8P	10
ユニコディスボ鍼 S-C	10
ユニコディスボ鍼 Pro8P	10
ユニコディスボ鍼 Pro-C	10
ユニコバン	23
ユニコバンG	23
指サック	51
ユビサボ®	157
養根命温灸	30
腰椎牽引用ハンガー	131
吉田晒(さらし)	170
予診表	81
四ツ折ステッキ	186
米山式かっさボード	18
四点支持杖	187
四点支持杖用ゴム(1ヶ)	187

ラ行

ライストロン	117
ライン帯(包帯)	168
ラクシア LX-H1	190

ラスパーエース	106
ラスパーA・MC	106
ラック灸	31
RAFOS(ラフォス)	111
ラポテック液	175
ららふる フットストレッチボード	194
ランバック®(腰部固定帯)	162
ランバック®ソフト(腰部固定帯)	162
リビエラ(ベッド)	65
リビエラスポーツ(ベッド)	64
リフェンダ ローション	175
リブバンドフィット	164
リムーバースプレー	132
良導絡調整針管 FR針管	44
良導絡カルテ	81
Linza 凜座	194
臨床カルテ	81
リンドウ(もぐさ)	30
リンパ系(図)	96
ルティナー	117
ルナキャスト	172
ルルド シェイプアップベルト AX-KXL5400bk	193
レッグエクステンション WTS-02L	177
レッグサポーター	73
レッドサン	103
レボSS(ほうたい)	168
連動昇降式平行棒 バラレール B4120P 3.5m	177
ロイヤルエイト	44
ロイヤルトップ®	25
ローズ60(ベッド)	61
ローズ70(ベッド)	61
ローラー針	17
ローラー付き員利太針	17
ローラー付集毛針	17
ローラーマックス RM-1	129
ロールペーパーソフト	66
ロデオスリム	182
ロビー用ベンチ	86
ロフストランドクラッチ	186
ロフストランドゴム	186

ワ行

ワーデル(粘着性伸縮包帯)	138
脇装具	131
ワニ口コード	107
ワンダーフォームローラー EV-302	183
腕帯ゴム袋入	39

鍼電極低周波治療器

KANAKEN

Lasper-A・MC

エース エムシー
ラスパーA・MC



鍼電極低周波治療器



マイクロカレント

マイクロカレントは実績のデュアルクロス通電方式

この1台で鍼治療は「新たな時代」を迎える



ラスパーA・MC

KE-600 **65,000円**+税

〔クラスⅡ / 特管〕

認証番号 230ALBZX00034000

鍼灸ガイド® Vol.29

1. 価格について

価格は2019年6月1日現在のものです。発行後余儀なく改定される場合がございますのでご承知おき願います。
※表示の価格は全て税別本体価格でございます。※商品名の頭にある🌸マークは非課税商品です。

2. 返品・交換について

品質の確認及び梱包には万全を期しておりますが、万が一届いた商品に間違い（誤送）がある場合、商品に不良がある場合、返品・交換をさせていただきます。送料については、お手数ではございますが料金着払いにてご返送願います。

※ただし以下の場合は返品・交換の対象外とさせていただきますのでご承知おき願います。

1. 商品到着後2週間を経過した場合。
2. 受注生産品（国内製造の受注生産ベッド類、名入れ製品、その他受注時にその旨を伝えた製品）
3. ご使用になった商品。（使用中に不具合が判明した場合を除く）
4. お客様が汚損、破損した場合。（専用の包装、容器を含む）
5. お客様の都合で、色、サイズ、数量等の変更による交換がある場合、送料をご負担の上、ご返送していただけますようお願い申し上げます。

※ 商品は予告なく変更することがございます。

鍼灸ガイド® Vol.29

発行日 2019年7月1日 第二版

発行所 株式会社 カナケン

断りなく複製することを禁じます。

お申込みは