

THE GUIDE OF  
ACUPUNCTURE & Moxibustion & Judo Therapy

鍼灸ガイド® Vol.31



鍼灸院・接骨院のご開業設備は  
この一冊で揃います。

鍼灸治療鍼  
鍼関連用品・もぐさ  
灸関連用品・物理療法器械器具  
ベッド・枕・治療補助材料  
衛生材料・テーピング関連  
トレーニング用品・介護用品  
健康器具・開業計画

# デイスポ鍼 光華 KŌKA

# 4P



刺入時の切皮痛を  
極限にまで減少しました。

■ 高いコストパフォーマンス

## デイスポ鍼 光華 4P

1箱 200本入 (1パック4本入 × 50パック)

KN-167 1,700円 (税込1,870円)

〔クラスII〕

認証番号 220AGBZX00234Z00

針体材質：ステンレス製

エチレンオキシドガス滅菌済

## 灸頭鍼・鍼電極低周波治療器用の 電極に使えます。

- 灸頭鍼に使用する場合は、太さ φ0.20mm (3番鍼) 以上のものをご指定ください。
- 鍼電極低周波治療器の電極として使用する場合は、太さ φ0.20mm (3番鍼) 以上のものをご指定ください。
- 本製品はJIS T9301:2016 単回使用ごうしん (毫鍼) に適合しています。

サイズ表

長さ 太さ	カラー	1寸 30mm	1寸3分 40mm	1寸6分 50mm
0番 (0.14mm)	白	○	○	
1番 (0.16mm)	緑	○	○	○
2番 (0.18mm)	黄	○	○	○
3番 (0.20mm)	青	○	○	○
4番 (0.22mm)	桃		○	○
5番 (0.24mm)	紫		○	○

KANAKEN



カナケン

# 鍼灸ガイド<sup>®</sup> vol.31

---

鍼灸治療鍼・鍼関連用品・もぐさ・灸関連用品  
物理療法器械器具・ベッド・枕・治療補助材料  
衛生材料・テーピング関連・トレーニング用品  
介護用品・健康器具・開業計画

---



# 項目別目次

## 鍼

鍼 (滅菌済) .....	8
鍼・針管 .....	14
円皮針 .....	16

## 小児鍼

皮膚針 .....	19
長田式チクチク療法・粒鍼 .....	25

## 粒鍼

粒鍼 .....	26
----------	----

## アルコール

消毒綿花・ガーゼ .....	28
----------------	----

## カミバン・ピンセット

カミバン・ピンセット .....	29
------------------	----

## もぐさ・灸用品

もぐさ・灸用品 .....	30
灸用品 (灸用機器) .....	40

## 検査・測定

血圧計・聴診器 .....	43
体温計・視力表・打診器 .....	44
筋力計・握力計 .....	45
測定機器 .....	46

## 滅菌・消毒

滅菌器 .....	49
保管庫・洗浄器 .....	50
滅菌パック・ハリ皿 .....	51
消毒 (防護) .....	52

## オイル・クリーム

オイル・クリーム・ジェル .....	55
--------------------	----

## ベッド・マクラ

治療用昇降ベッド .....	58
治療用ベッド .....	60

治療用ベッド・クイックチェアー .....	61
治療用ベッド (折りたたみ) .....	62
カイロプラクティック .....	64
マクラカバー・フェイスペーパー .....	67
ベッドカバー .....	68
バスタオル・EXシリーズ .....	69
治療用マクラ .....	70

## 治療室設備

卓子 (ワゴン) .....	73
スリッパ・オシボリ .....	74
カルテ・人体ゴム印 .....	75
患者着 .....	76
ベンチ・チェアー・カーテン .....	77

## 模型

経穴模型・骨格模型 .....	78
関節模型 .....	79
ポスター・図鑑 .....	80

## 吸玉

吸角療法器具 .....	83
--------------	----

## 治療器

メディチャーライト・コウケントー .....	85
赤外線治療器 .....	86
光線治療器 .....	87
鍼電極低周波治療器・パルス .....	88
微弱電流 (マイクロカレント) .....	90
低周波治療器 .....	92
粘着パッド・マジックバンド .....	94
高周波 .....	95
干渉波 .....	97
総合刺激装置 .....	99
SSP・複合電気刺激装置 .....	101
超音波・超短波治療器 .....	102
マイクロ波治療器 .....	105

## 温熱

温熱療法器 .....	106
温熱療法器 (電子レンジ式) .....	111
温熱療法器 (パラフィン浴・噴流温浴) .....	112



## 健康維持・管理

ベッド型マッサージ器	113
ローリング治療器・電位治療器	114
牽引装置	115
酸素カプセル・酸素ルーム	116
ストレッチマシン	117
ファストトレーナー・体組成計	119
健康維持・管理(その他機器)	120

## テーピング用品

テーピング用品	121
---------	-----

## 治療補助用品

冷却用品	130
インソール	132
インソール(ソルボ)	134
サポーター(ソルボ)	137
サポーター(ひざ)	142
サポーター(ひざ・ふくらはぎ・太もも)	144
サポーター(足首)	145
サポーター(ひじ・肩)	146
サポーター(手首)	147
サポーター(指・スリーブ)	148
サポーター(コンディショニングスリーブ)	149
サポーター(手首・手指・足指)	150
サポーター(足指・かかと・足裏)	151
ソフトサポーター	152
サポーター(ケアガード・山田式)	153
サポーター(手首・ひじ・ひざ・足指)	154
サポーター(その他)	155
腰部用コルセット	157
胸部用コルセット	160
肩・股関節用コルセット	161
頸部用コルセット	162
弾性ストッキング・アンシルク	163
包帯・ホータイ巻器	164
ネット包帯・ガーゼ	165
ギプス・固定材	166
医薬品	169
冷却材・温シップ	171

## トレーニング

トレーニング用具	172
マッサージ器・トレーニング機器	176

## 健康器具

マッサージ器・ストレッチ器具	177
シンアツシン・温浴装置	178
家庭用エアマッサージ器	179
テンピュール	180
健康グッズ	181
杖	182

## 開業準備

開業設備・レイアウト	184
開業計画(新規事業計画を立てる)	185

## 索引

50音別索引	186
--------	-----

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

カミバン・  
ピンセットもぐさ・  
灸用品

検査・測定

滅菌消毒

オイル・  
クリームベッド・  
マクラ治療室  
設備

模型

吸玉

治療器

温熱

健康維持・  
管理テーピング  
用品治療補助  
用品

トレーニング

健康器具

開業準備

索引





# カナケン® オリジナルブランド商品

カナケン独自で企画・開発した商品のご紹介です。詳細は各掲載ページをご覧ください。

各掲載ページのカナケンオリジナル  
ブランド商品には、このアイコンが  
付いています。

鍼

小児鍼

刺入時の切皮痛を  
極限にまで減少しました

ディスポ鍼  
**光華**  
KOKA

ディスポ鍼 光華  
▶ P8



高いコストパフォーマンス。

ディスポ鍼  
**光華 4P**  
KOKA

ディスポ鍼 光華 4P  
▶ P8



鍼皿付き (1箱100本入)

ディスポ鍼  
**カナケンディスポ鍼【はり皿付】**

カナケンディスポ鍼  
【はり皿付】  
▶ P10



巻きリユースタイプ

ディスポ鍼 ノンシリコン・滅菌済鍼  
**ディスポ中国鍼**

ディスポ中国鍼  
▶ P9



鍼皿付き (1箱300本入)

ディスポ鍼 ノンシリコン・滅菌済鍼  
**カナケンディスポ鍼【はり皿付】**  
**フェイスタイプ**

カナケンディスポ鍼  
【はり皿付】フェイスタイプ  
▶ P10



鍼皿1箱 (100枚入)

**KNディスポはり皿**  
DISPOSABLE ACUPUNCTURE TRAY

KNディスポはり皿  
▶ P9



カナケンオリジナル小児鍼

ローラー針  
【強】  
▶ P20

ローラー付  
集毛針  
クローム  
▶ P20



銅ポインター (銅製)  
▶ P22



メタルフィッシュ  
▶ P23



カナにゃん  
▶ P23



ぶしゃいくケンくん  
▶ P23





# カナケン® オリジナルブランド商品

カナケン独自で企画・開発した商品のご紹介です。詳細は各掲載ページをご覧ください。

各掲載ページのカナケンオリジナル  
ブランド商品には、このアイコンが  
付いています。

治療器

## 高性能パルス治療器

### パルス治療器 *Lasper-A* ラスパーエース



ラスパーエース  
▶ P88

## 進化する波 ラスパーウェーブ

小型・軽量・高性能パルス治療器

### ラスパーウェーブ

正 (+) 負 (-) のバランスが非常に良く、各治療部位にソフトでしっかりした刺激を確実に伝えてくれます。

### チャンネル間の干渉がない。

チャンネルごとに干渉すると波形が乱れ、安定した刺激を出すことができませんでしたが、本器は完全独立チャンネルにより、干渉することがありません。

### 治療時間を液晶で表示。

気になる残りの治療時間を液晶で表示しました。

### 電子音で操作を確認。

各スイッチの操作時、電源 ON・OFF、タイマー設定音、周波数の発信音 (調整可)、モード等切り替え時、タイマー終了時、及びエラー時に電子音でお知らせします。

### 携帯に便利な軽量設計。

本体重量 570g (電池別) と、携帯や移動に楽な軽量設計。

## 鍼電極低周波治療器 + マイクロカレント

### 鍼電極低周波治療器

### *Lasper-A・MC* エース エムシー ラスパー・MC

鍼電極低周波治療器 + マイクロカレント



エース エムシー  
ラスパー・A・MC  
▶ P88

### 第1の波 *Lasper Wave* (ラスパーウェーブ)

ラスパーウェーブとは、ソフトな当たりでしっかりした刺激を確実に伝える理想の波形です。

#### 設定周波数

微妙な治療の周波数帯を完全カバーした 24 段階ロータリースイッチ (電子音表示)

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
周波数	0.1	0.3	0.5	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
No	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
周波数	2	2.5	3	5	7	10	15	20	30	50	75	100

※ 頻繁に使用する周波数を記憶しています。  
※ 0.1Hz でピーク音 (警告音) を設定しました。

パルス通電後、更に MC (微弱電流) を流すことによって、今までにない相乗効果が生れます。

### 第2の波 *MC Wave* (エムシーウェーブ)

MC とはマイクロカレント (微弱電流) の略です。弊社で発売しているバイオシリーズのノウハウが本器の一部に組み込まれています。実績のあるデュアル通電をぜひお試しください。

マイクロカレントセラピー：私たちは感じない程の微弱な電流により生かされています。人間が本来持っている自己回復機能を細胞レベルの弱い電流を流すことで細胞の活動に必要なエネルギー ATP 合成を促進します。最近では自律神経を整えることでも知られるようになりました。

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

ビンセット

もくさき

検査測定

滅菌消毒

オイル

ベッド

治療室

模型

吸玉

治療器

温熱

健康維持

管理

トレーニング

治療補助

トレーニング

健康器具

開業準備

索引





# カナケン® オリジナルブランド商品

カナケン独自で企画・開発した商品のご紹介です。詳細は各掲載ページをご覧ください。

各掲載ページのカナケンオリジナルブランド商品には、このアイコンが付いています。

治療器

煙を出さずに、もぐさの気持ちよさを再現。どんな鍼でも。

## 電子温灸器

CS-1000 CS-2000



移動や往診にも対応



4チャンネル

電子温灸器 CS-1000

▶ P42



6チャンネル

電子温灸器 CS-2000

▶ P42

マイクロカレント治療器。  
身体の最深部・根元を再生。

## Biomini II

— バイオミニ II —

マイクロカレント  
微弱電流

4つのモードから選ぶ  
簡単操作!!

こり 痛み 美肌 (再生)  
疲労 (リンパドレナージュ)



バイオミニ II

▶ P90

モード「こり」「痛み」

痛めた部位をメンテナンス

モード「美肌」

コラーゲン線維の  
合成を促進

モード「疲労」

血流促進、細胞修正、  
疲労物質の除去

戦うアスリートへ  
「急性の痛みの早期回復に」



微弱電流を、お顔全体に流して、  
体のメンテナンスにも効果的



浅部から深部までしっかり刺激。  
あたりが柔らかく多くの電流が流せます。

低周波治療器

## SARNOS

— サーノス —

『PDM波形』を搭載。



SARNOS (サーノス)

▶ P92

PDM 波形はあたりが柔らかく、多くの電気を流せます。

ショット機能

極性切換機能

大容量の出力・多チャンネル仕様

シンクロ機能 (SYN)



※テクノゲル電極は  
オプションです。

※テクノゲル電極は  
オプションです。





# カナケン® オリジナルブランド商品

カナケン独自で企画・開発した商品のご紹介です。詳細は各掲載ページをご覧ください。

各掲載ページのカナケンオリジナル  
ブランド商品には、このアイコンが  
付いています。

温熱

ベッド・  
マクラ

オイル・  
クリーム

特殊セラミックにより体に合った  
赤外線を出し温めます。

## カナホット モイスト

日本製

しつねつ  
“湿熱感”を持続させる  
特殊カバーを使用



カナホットモイスト  
▶ P108

からだの芯から温めます。

## カナホット

日本製

特殊セラミックにより、  
体に合った赤外線を  
出し温めます。



カナホットシリーズ  
▶ P108

抗菌・治療用マクラ。

## カナケン 治療用枕 抗菌



カナケン治療用枕シリーズ  
▶ P70

50回の洗濯テスト済み。  
検針検査済み。



KNスレンカラーシリーズ  
▶ P69

50回の  
洗濯テスト  
済み

検針  
検査  
済み

肌なじみのよいマッサージオイル。  
無添加成分。

MADE  
IN  
JAPAN



KANA  
ベビー オイル 1L  
▶ P56

プレーン不織布。Y字抜き加工。  
ディスポーザブルカバー



KNフェイスペーパー (500枚)  
▶ P67

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

カミバン  
ピンセット

もくき  
灸用品

検査  
測定

滅菌消毒

オイル  
クリーム

ベッド  
マクラ

治療  
室  
設備

模型

吸玉

治療  
器

温熱

健康維持  
管理

テーピング  
用品

治療  
補助  
用品

トレーニング

健康器具

開業準備

索引