

# ディスポ鍼 光華

KOKA



鍼の太さ別カラー鍼管を採用。

- 鍼を鍼管からスムーズにリリースできます。
- 刺入時の切皮痛を極限にまで減少しました。



## ディスポ鍼 光華

商品コード KN-160

1箱 100本入

900円 (税込990円)

〔クラスII〕 認証番号 220AGBZX00234Z00

針体材質：ステンレス製  
エチレンオキシドガス滅菌済

- 1寸～1寸6分…AIリリース方式
- 2寸…タブ付（ストッパー付）

AI設計の鍼管は施術時のリリース動作をより効率的にいたしました。



鍼管と鍼柄は2つの点で固定されています。



鍼管に固定されている鍼柄をカチッと音がするまで横に押し、鍼管から外します。



## ディスポ鍼 光華【長針】

商品コード KN-160

1箱 100本入

1,700円 (税込1,870円)

〔クラスII〕 認証番号 220AGBZX00234Z00

針体材質：ステンレス製  
エチレンオキシドガス滅菌済

- タブ付（ストッパー付）

### サイズ表

長さ	カラー	1寸 (30mm)	1寸3分 (40mm)	1寸6分 (50mm)	2寸 (60mm)	3寸【長針】 (90mm)
0番 (0.14mm)	白	○	○			
1番 (0.16mm)	緑	○	○	○		
2番 (0.18mm)	黄	○	○	○		
3番 (0.20mm)	青	○	○	○	○	
4番 (0.22mm)	桃		○	○		
5番 (0.24mm)	紫		○	○	○	○
8番 (0.30mm)	白				○	○

# ディスポ鍼 光華

KOKA

4P



刺入時の切皮痛を  
極限にまで減少しました。

■ 高いコストパフォーマンス



## ディスポ鍼 光華4P


商品コード KN-167

1箱 200本入 (1パック4本入 × 50パック)

1,700円 (税込1,870円)

〔クラスII〕 認証番号 220AGBZX00234Z00

針体材質：ステンレス製  
エチレンオキシドガス滅菌済



1パック4本入

長さ	カラー	1寸 30mm	1寸3分 40mm	1寸6分 50mm
0番 (0.14mm)	白	○	○	
1番 (0.16mm)	緑	○	○	○
2番 (0.18mm)	黄	○	○	○
3番 (0.20mm)	青	○	○	○
4番 (0.22mm)	桃		○	○
5番 (0.24mm)	紫		○	○

灸頭鍼・鍼電極低周波治療器用の電極に使えます。

- 灸頭鍼に使用する場合は、太さ φ0.20mm (3番鍼) 以上のものをご指定ください。
- 鍼電極低周波治療器の電極として使用する場合は、太さ φ0.20mm (3番鍼) 以上のものをご指定ください。
- 本製品はJIS T9301:2016 単回使用ごうしん (毫鍼) に適合しています。



ディスポ鍼

ノンシリコン・滅菌済鍼

## ディスポ中国鍼



銀のメッキが美しい  
巻きリユース



1本ずつが  
無菌包装



ディスポ鍼  
ディスポ中国鍼

商品コード KN-118

1箱 100本入

1,000円 (税込 1,100円)

[クラスII] 認証番号 220AGBZX00234Z00

針体材質: ステンレス製  
エチレンオキサイドガス滅菌済

- ディスポ中国鍼はエチレンオキサイドガス (EOG) 滅菌済みです。
- 1本ずつのブリストアック入、プラスチック鍼管付。
- 鍼体はステンレス製、鍼尖・鍼体にいたるまで美しい鏡面に仕上げた高級鍼。
- 刺入時のすべりがよく違和感なく刺入できます。

サイズ表

長さ 太さ	カラー	1インチ 鍼長 25mm	1.5インチ 鍼長 40mm	2インチ 鍼長 50mm	2.5インチ 鍼長 60mm	3インチ 鍼長 75mm
# 38 2番 (0.18mm)	黄	○	○	○		
# 36 3番 (0.20mm)	青	○	○	○		
# 34 4番 (0.22mm)	桃	○	○	○	○	○
# 32 5番 (0.25mm)	紫	○	○	○	○	○
# 30 8番 (0.30mm)	茶		○	○	○	○

灸頭鍼・鍼電極低周波治療器用の  
電極に使えます。

- 灸頭鍼に使用する場合は、太さ φ0.20mm (3番鍼) 以上のものをご指定ください。
- 鍼電極低周波治療器の電極として使用する場合は、太さ φ0.20mm (3番鍼) 以上のものをご指定ください。
- 本製品はJIS T9301:2016 単回使用ごうしん(毫鍼)に適合しています。

## KNディスポはり皿

DISPOSABLE ACUPUNCTURE TRAY



KNディスポはり皿

商品コード KH-450

1箱 100枚入 (10枚入×10)

1,000円 (税込 1,100円)

長さ 110mm×幅 65mm×高さ 8mm





## ディスポ鍼

ノンシリコン・滅菌済鍼

# カナケンディスポ鍼【はり皿付】

片手挿管から刺入まで、芸術的にまで鍛錬された治療家のリズムを、  
未来に伝承するために新しい形のディスポーザブル鍼灸針を造りました。




### はり皿 一体型パック

#### 1パックの内容

- はり皿×1
- 鍼10本
- 針管2本

#### サイズ表

長さ	カラー	5分 (15mm)	1寸 (30mm)	1寸3分 (40mm)	1寸6分 (50mm)
太さ					
0番 (0.14mm)	白		○	○	
1番 (0.16mm)	緑	○	○	○	○
2番 (0.18mm)	黄	○	○	○	○
3番 (0.20mm)	青	○	○	○	○
4番 (0.22mm)	桃			○	○
5番 (0.24mm)	紫				○



はり皿に向けた手指に軽く  
ショックを与え、鍼を出し  
て下さい。



鍼筒の狭窄部分の2指押圧  
は避けて下さい。



鍼を1本、1本パックから出す  
手間を省きました。

パックを開けて筒に入った10本鍼を、  
そのままトレイに出すだけ。



## ディスポ鍼

# カナケンディスポ鍼【はり皿付】

商品コード KN-138

1箱 100本入 (10本×10パック入)

900円 (税込990円)

〔クラスII〕 認証番号 220AGBZX00234Z00

針体材質：ステンレス製  
エチレンオキシドガス滅菌済

## 灸頭鍼・鍼電極低周波治療器用の 電極に使えます。

- 灸頭鍼に使用する場合は、太さ φ0.20mm (3番鍼) 以上のものをご指定ください。
- 鍼電極低周波治療器の電極として使用する場合は、太さ φ0.20mm (3番鍼) 以上のものをご指定ください。
- 本製品はJIS T9301:2016 単回使用  
ごうしん (毫鍼) に適合しています。

## ディスポ鍼

ノンシリコン・滅菌済鍼

# カナケンディスポ鍼【はり皿付】

## フェイスタイプ



#### サイズは3種類

No.1 長さ9mm×φ0.16mm

No.2 長さ9mm×φ0.18mm

No.3 長さ9mm×φ0.20mm



## ディスポ鍼

# カナケンディスポ鍼【はり皿付】 フェイスタイプ

商品コード KN-143

1箱 300本入 (30本×10パック入)

2,700円 (税込2,970円)

〔クラスII〕 認証番号 220AGBZX00234Z00

針体材質：ステンレス製  
エチレンオキシドガス滅菌済





鍼長15mm

## セイリン J-Sakura15 (J-サクラ15)

商品コード KN17JS05

1箱 100本入

2,200円(税込2,420円)

(クラスII) 認証番号 15500BZZ00805000

「短い・軽い」操作性に優れた鍼です。

J-Sakura 15は鍼管付きで、鍼長が短く操作性に優れています。また、鍼柄が軽いプラスチックでできていますので鍼体のたわみが抑えられます。そのため部位への負担を軽減できます。



## セイリン J-Sakura (J-サクラ)

商品コード KN17JS

1箱 100本入

2,100円(税込2,310円)

(クラスII) 認証番号 15500BZZ00805000

鍼尖が丸くなった新しい鍼

セイリンの優れた技術力だから実現できた優しい鍼「J-Sakura」。鍼尖が丸くなることで、「使用感がやさしい」「刺入がとてスムーズ」などの評価をいただいています。

※使用感には個人差があります



## セイリン J-Matsuba (J-マツバ)

商品コード KN17JM

1箱 100本入

2,300円(税込2,530円)

(クラスII) 認証番号 15500BZZ00805000

レギュラータイプの毫鍼

プラスチック鍼管付。  
プラスチック針柄・色によって太さを判別できます。

サイズ表 「J-Sakura15」「J-Sakura」「J-Matsuba」

NO	03	02	01	1	2	3	4	5	8
カラー	ロイヤルブルー	ダークグリーン	グリーン	レッド	アイボリー	スカイブルー	ピンク	バイオレット	セピア
線径(mm)	0.10	0.12	0.14	0.16	0.18	0.20	0.23	0.25	0.30
鍼長15mm(5分)	J-サクラ15	J-サクラ15	J-サクラ15	J-サクラ15	J-サクラ15				
鍼長30mm(1寸)	J-サクラ J-マツバ	J-サクラ J-マツバ	J-サクラ J-マツバ	J-サクラ J-マツバ	J-サクラ J-マツバ	J-サクラ J-マツバ	J-サクラ	J-サクラ	
鍼長40mm(1寸3分)		J-サクラ J-マツバ	J-サクラ J-マツバ	J-サクラ J-マツバ	J-サクラ J-マツバ	J-サクラ J-マツバ	J-サクラ	J-サクラ	
鍼長50mm(1寸6分)				J-サクラ J-マツバ	J-サクラ J-マツバ	J-サクラ J-マツバ	J-サクラ	J-サクラ	J-サクラ
鍼長60mm(2寸)						J-サクラ J-マツバ		J-サクラ	J-サクラ



鍼柄長  
25mm

鍼柄はステンレスの  
3点カシメ

## セイリン M-Ayame (M-アヤメ)

商品コード KN17MA

1箱 100本入

2,600円(税込2,860円)

(クラスII) 認証番号 15500BZZ00805000

- バランス感覚が優れた3点カシメで、操作性を得やすい構造に。
- 鍼尖は「SP仕様」です。
- 鍼灸業界初のステンレスとプラスチックの溶着技術により、未使用識別、片手で使用できる便利さを両立させています。



鍼柄長  
20mm

鍼柄はステンレスの  
コイル巻き

## セイリン L-Tsubaki (L-ツバキ)

商品コード KN17LT

1箱 100本入


2,700円(税込2,970円)

(クラスII) 認証番号 15500BZZ00805000

- カラーチップで鍼の太さを識別できます。
- 鍼尖は「SP仕様」です。

サイズ表「M-Ayame」「L-Tsubaki」共通 ※M-アヤメは潤滑油を使用していません。

NO	01	1	2	3	4	5	8
カラー	グリーン	レッド	アイボリー	スカイブルー	ピンク	バイオレット	セピア
線径(mm)	0.14	0.16	0.18	0.20	0.23	0.25	0.30
鍼長30mm(1寸)	M-アヤメ	M-アヤメ	M-アヤメ	M-アヤメ L-ツバキ	L-ツバキ	M-アヤメ L-ツバキ	L-ツバキ
鍼長40mm(1寸3分)	M-アヤメ	M-アヤメ	M-アヤメ	M-アヤメ L-ツバキ	L-ツバキ	M-アヤメ L-ツバキ	L-ツバキ
鍼長50mm(1寸6分)		M-アヤメ	M-アヤメ	M-アヤメ L-ツバキ	L-ツバキ	M-アヤメ L-ツバキ	L-ツバキ
鍼長60mm(2寸)				L-ツバキ		L-ツバキ	



4本入り集合包装

※潤滑油を使用していません。

NO	03	02	01	1	2	3
カラー	ロイヤルブルー	ダークグリーン	グリーン	レッド	アイボリー	スカイブルー
線径(mm)	0.10	0.12	0.14	0.16	0.18	0.20
鍼長7mm	○	○	○	○	○	○



鍼尖がSP鍼(丸い鍼尖)  
鍼柄はプラスチックの  
軽量タイプ。  
顔などの皮下が薄い部  
位に適しています。

NO	1	2	3	5
カラー	レッド	アイボリー	スカイブルー	バイオレット
線径(mm)	0.16	0.18	0.20	0.25
鍼長15mm(5分)	○	○	○	○

## セイリン ELIPEAS (エリピーズ)

商品コード KN-107

1箱 100本入

2,200円(税込2,420円)

(クラスII) 認証番号 15500BZZ00805000

## セイリン D-Kaede (D-カエデ)

商品コード KN17DK

1箱 100本入

1,900円(税込2,090円)

(クラスII) 認証番号 15500BZZ00805000

※D-カエデタイプは針管なし。



## セイリン Gタイプ

商品コード KN-107G

1箱 100本入

3,400円(税込3,740円)

(クラスII) 認証番号 15500BZZ00805000

持ちやすく刺入しやすい25mmの鍼柄  
※使用感には個人差があります。

長鍼!

サイズ表「Gタイプ」

NO	5	8
カラー	バイオレット	セピア
線径(mm)	0.25	0.30
鍼長75mm(2寸5分)	○	○
鍼長90mm(3寸)	○	○



## セイリンパレット

商品コード KH-448

1箱 100枚入

1,200円(税込1,320円)

プラスチック製  
長さ10.5×巾5.0cm、厚さ10mm





## NEO ディスポ鍼 1Pタイプ

商品コード KN-136

1箱 100本入

1,680円(税込1,848円)

[クラスII] 認証番号 21500BZY00569000

プリスターパック入り  
ステンレス鍼  
エチレンオキサイドガス滅菌済



## NEO ディスポ鍼 4Pタイプ

商品コード KN-137

1箱 240本入

3,300円(税込3,630円)

[クラスII] 認証番号 21500BZY00569000

1パックにステンレス鍼4本と鍼管1本をセットしたものの  
エチレンオキサイドガス滅菌済



## NEO ディスポ鍼 クサビタイプ

商品コード KN-153

1箱 100本入

1,680円(税込1,848円)

[クラスII] 認証番号 21500BZY00569000

クサビを使って鍼管と固定。クサビの色はシートや床に落ちてすぐに見つけられる鮮やかなオレンジ色です。  
エチレンオキサイドガス滅菌済 ステンレス鍼

\* NEO ディスポ鍼の鍼体は、国産材料を使用しています。



## NEO ディスポ鍼 SPタイプ

商品コード KN-152

1箱 100本入

1,700円(税込1,870円)

[クラスII] 認証番号 226AGBZX00056000

ステンレス鍼  
エチレンオキサイドガス滅菌済

## NEO ディスポ鍼 SPタイプ05

商品コード KN-152

1箱 100本入

1,930円(税込2,123円)

[クラスII] 認証番号 226AGBZX00056000

ステンレス鍼  
エチレンオキサイドガス滅菌済

サイズ表 「SPタイプ」「1Pタイプ」「4Pタイプ」「クサビタイプ」

	5分 (15mm)	1寸 (30mm)	1寸3分 (39mm)	1寸6分 (48mm)	2寸 (60mm)
03番 (0.10mm)	SP	—	—	—	—
02番 (0.12mm)	SP	—	—	—	—
0番 (0.14mm)	SP	SP 1P 4P クサビ	SP・1P 4P・クサビ	SP・1P 4P・クサビ	—
1番 (0.16mm)	SP	SP 1P 4P クサビ	SP・1P 4P・クサビ	SP・1P 4P・クサビ	—
2番 (0.18mm)	SP	SP 1P 4P クサビ	SP・1P 4P・クサビ	SP・1P 4P・クサビ	—
3番 (0.20mm)	—	SP 1P 4P クサビ	SP・1P 4P・クサビ	SP・1P 4P・クサビ	SP・1P 4P・クサビ
4番 (0.22mm)	—	SP 1P 4P クサビ	SP・1P 4P・クサビ	SP・1P 4P・クサビ	—
5番 (0.24mm)	—	SP 1P 4P クサビ	SP・1P 4P・クサビ	SP・1P 4P・クサビ	SP・1P 4P・クサビ



## ファロス ディスポ鍼 C300

商品コード KN-159

1箱 300本入

2,500円(税込2,750円)

[クラスII] 認証番号 221AGBZX00086000

- ワンタッチタイプ
- 灸頭鍼に使用可能
- 個別包装で鍼ごとに鍼管付
- 鍼体は特選ステンレス鋼線材
- 鍼柄は合金製
- ストッパーなしで片手で操作が可能
- 0.12mmの00番もあります



## ファロス ディスポ鍼 A300

商品コード KN-158

1箱 300本入

2,220円(税込2,442円)

[クラスII] 認証番号 221AGBZX00086000

- 5本1包装で使いやすい
- 鍼体は特選ステンレス鋼線材
- 鍼柄は軽くて使いやすいアルミ製
- カラーホルダー付で鍼の折れや曲がり防止



## ファロス SARASA メディカル ONE

商品コード KN-164

1箱 100本入

1,450円(税込1,595円)

[クラスII] 認証番号 221AGBZX00056000

- 個別包装・ワンタッチタイプだから片手での操作が可能
- あてて丸い鍼尖で内出血などのリスクを低くします
- 弾力性の高い鍼体で刺入時の痛みを軽減
- シリコン塗布だから穿皮・刺入がスムーズ



## ファロス SARASA メディカルニードル

商品コード KN-165

1箱 240本入(4本×60包装)

2,300円(税込2,530円)

[クラスII] 認証番号 221AGBZX00086000

- あてて丸い鍼尖
- 弾力性の高い鍼体
- シリコン塗布だから刺しやすい
- カラー鍼管で番手がわかりやすい
- 従来の細さの鍼管で、打ちたいところに打ちやすい



## ファロス SARASA ビューティーニードル

商品コード KN-163

1箱 100本入

2,300円(税込2,530円)

[クラスII] 認証番号 221AGBZX00086000

- あてて丸い鍼尖で内出血などのリスクを低くします
- 弾力性の高い鍼体で刺入時の痛みを軽減
- シリコン塗布だから穿皮・刺入がスムーズ

鍼長	線径
15mm	0.10mm
15mm	0.12mm
15mm	0.14mm

サイズ表 「C300」「A300」「メディカル ONE」「メディカルニードル」

	1寸 (30mm)	寸3 (39mm)	寸6 (48mm)	2寸 (60mm)
00番 (0.12mm)	C300 メディカル ONE メディカルニードル			
0番 (0.14mm)	C300 メディカル ONE メディカルニードル	C300 A300 メディカルニードル	メディカルニードル	
1番 (0.16mm)	C300 メディカル ONE メディカルニードル	C300 A300 メディカルニードル	C300 A300 メディカルニードル	C300
2番 (0.18mm)	C300 メディカルニードル	C300 A300 メディカルニードル	C300 A300 メディカルニードル	C300
3番 (0.20mm)	C300 メディカルニードル	C300 A300 メディカルニードル	C300 A300 メディカルニードル	C300
4番 (0.22mm)	C300	C300 A300	C300 A300	C300 メディカルニードル
5番 (0.24mm)	C300	C300 A300 メディカルニードル	C300 A300 メディカルニードル	C300 メディカルニードル
8番 (0.30mm)			C300	C300 メディカルニードル



## ユニコディスポ鍼 Pro

商品コード KN-147

1箱/100本入 (個包装)

1,300円 (税込 1,430円)

## ユニコディスポ鍼 Pro8

商品コード KN-148

1箱/240本 (鍼8本と鍼管1本でセット)

2,400円 (税込 2,640円)

【共通仕様】

(クラスII) 認証番号 224AKBZX00111000

- 鍼体: 材質 ステンレス
- 鍼柄: 材質 ステンレス 長さ20mm 直径1.2mm
- 鍼管: 六角鍼管

エチレンオキサイドガス滅菌済

## ユニコディスポ鍼 S

商品コード KN-149

1箱/100本入 (個包装)

1,300円 (税込 1,430円)

## ユニコディスポ鍼 S8

商品コード KN-150

1箱/240本 (鍼8本と鍼管1本でセット)

2,400円 (税込 2,640円)

【共通仕様】

(クラスII) 認証番号 224AKBZX00111000

- 鍼体: 材質 ステンレス (コーティング加工 鍼先より15mm)
- 鍼柄: 材質 ステンレス 長さ20mm 直径1.2mm
- 鍼管: 六角鍼管

エチレンオキサイドガス滅菌済

鍼体と鍼柄は  
ステンレス製。

材質を同じにすることで運  
鍼時の繊細な感覚が技術者  
の指に正確に伝わります。  
また、灸頭鍼としてもご利  
用いただけます。

鍼先は刺入しやすく  
痛みが少ない松葉型。

挿入のしやすさ、患者様の  
切皮痛の軽減を考えた結果、  
松葉型に近い、なだらかな  
カーブ (30~35度) をユニ  
コ鍼の基準にしております。

持ちやすい  
六角鍼管。

- 指先にフィットする形
- 転がりにくい
- 皮膚との接触面は丸く加工済
- 内径が小さく、刺入時の  
ブレを防ぐ

P1...Pro (100本入) P8...Pro8 (240本入) S1...S (100本入) S8...S8 (240本入)

番手 (mm)	カラー	1寸 (30mm)	1寸3分 (39mm)	1寸6分 (48mm)	1寸6分 (52mm)	2寸 (60mm)
#00 (0.12)	アイボリー	P1 P8 S1 S8	P1 P8 S1 S8	—	—	—
#0 (0.14)	グリーン	P1 P8 S1 S8	P1 P8 S1 S8	P1 P8 S1 S8	—	—
#1 (0.16)	レッド	P1 P8 S1 S8	P1 P8 S1 S8	P1 P8 S1 S8	—	—
#2 (0.18)	グレー	P1 P8 S1 S8	P1 P8 S1 S8	P1 P8 S1 S8	—	—
#3 (0.20)	ブルー	P1 P8 S1 S8	P1 P8 S1 S8	P1 P8 S1 S8	—	P1 P8 S1 S8
#4 (0.22)	ピンク	P1 S1	P1 P8 S1 S8	P1 P8 S1 S8	—	—
#5 (0.24)	イエロー	P1 P8 S1 S8	P1 P8 S1 S8	P1 P8 S1 S8	—	P1 P8 S1 S8
#8 (0.30)	パープル	—	—	P8 S8	—	P1 P8 S1 S8
#10 (0.34)	グリーン	—	—	P8 S8	—	—
#13 (0.40)	ブルー	—	—	—	P8	—
#15 (0.45)	イエロー	—	—	P8 S8	—	—

※Pro 8の1寸6分・8番・10番・13番・15番と、S 8の1寸6分・8番・10番・15番の  
販売は、10箱単位となります。価格は、お問い合わせください。

## ユニコディスポ鍼 美容鍼Pro

商品コード KN-151

1箱/240本入 (鍼4本×60入)

2,400円 (税込 2,640円)

【クラスII】認証番号 229AKBZX00024000

- 鍼体コーティング加工なし
- E O Gガス滅菌・鍼体ステンレス、鍼柄アルミ製。
- 美容の鍼治療用として開発した3分の短鍼で、  
鍼管無しの場合のみ4本でセットしています。
- バック毎に番手及びロットNO記載しています。

鍼の太さ×長さ: 00番/0番/1番/2番×3分

## ユニコディスポ鍼 美容鍼S

商品コード KN-166

1箱/240本入 (鍼4本×60入)

2,400円 (税込 2,640円)

【クラスII】認証番号 229AKBZX00024000

- 鍼体コーティング加工あり
- E O Gガス滅菌・鍼体ステンレス、鍼柄アルミ製。
- 美容の鍼治療用として開発した3分の短鍼で、  
鍼管無しの場合のみ4本でセットしています。
- バック毎に番手及びロットNO記載しています。

鍼の太さ×長さ: 00番/0番/1番×3分

誰でも操作がしやすい鍼  
Mstyle

## ディスポ鍼 I' SSHIN Mstyle (エムスタイル)

商品コード KN-184

1P 鍼管入り 100本入

1,800円 (税込 1,980円)

商品コード KN-185

10P 10本2管×30 300本入

5,000円 (税込 5,500円)

【クラスII】認証番号 228AGBZX00071000

毫鍼/滅菌済みステンレス鍼

金属鍼柄のステンレス製ディスポ鍼、  
スタンダードな鍼です。  
太い外径で安定感があり、細い内径  
でツボを捉えやすい、太丸鍼管が特  
徴です。  
さまざまな臨床家に多く用いられて  
いるサイズを中心に揃えており、10  
本2鍼管の300本入り箱もご用意し  
ております。  
少しコシのあるステンレスなので従  
来より細めのサイズでも扱いやすくな  
っています。



- 灸頭鍼に使用可能
- 鍼柄は合金製 20mm

	00番 0.12mm	0番 0.14mm	1番 0.16mm	2番 0.18mm	3番 0.20mm	5番 0.25mm	8番 0.30mm
1寸 30mm	1P	1P/10P	1P/10P	1P/10P	1P/10P	1P	
寸3 39mm		1P/10P	1P/10P	1P/10P	1P/10P	1P	
寸6 48mm		1P	1P/10P	1P/10P	1P/10P	1P/10P	1P
2寸 60mm						1P	1P
3寸 90mm						1P	1P

ストレスなく顔に使用できる鍼  
Bstyle

## ディスポ鍼 I' SSHIN Bstyle (ピーススタイル)

商品コード KN-186

1P 鍼管入り 100本入

1,800円 (税込 1,980円)

商品コード KN-187

10P 10本2管×30 300本入

5,000円 (税込 5,500円)

【クラスII】認証番号 228AGBZX00071000

毫鍼/滅菌済みステンレス鍼

細く短いのが特徴の、美容鍼に向い  
た扱いやすい鍼です。  
ディスポ鍼 I' SSHINの独自の鋭い鍼尖  
は横刺法にも適し、顔の細かいシワ  
やシミを的確にとらえやすくなっ  
ています。

美容鍼施術では多数本使うことが多  
いことを考慮し、10本2鍼管の300  
本入り箱もご用意しております。



- 鍼管無しでも操作しやすい  
鍼体 15mmの短鍼
- 灸頭鍼に使用可能
- 鍼柄は合金製 20mm

	00番 0.12mm	0番 0.14mm
5分 15mm	1P/10P	1P/10P





## ニューニードル (ディスポ・ステンレス)

前田製

商品コード KN-139

1箱100本入 (クラスII) ●放射線滅菌済鍼

太さ	長さ	1寸 30mm	寸3 40mm	寸6 50mm	2寸 60mm	2寸5分 75mm	3寸 90mm
露	0.12	3,000円 (税込3,300円)					
毛鍼	0.14						
1番	0.16						
2番	0.18						
3番	0.20						
4番	0.22	3,200円 (税込3,520円)					
5番	0.24						
6番	0.26						
7番	0.28						
8番	0.30						
9番	0.32					3,500円 (税込3,850円)	3,800円 (税込4,180円)
10番	0.34						

## ニューニードル (ディスポ銀)

前田製

商品コード KN-140

1箱100本入 (クラスII) ●放射線滅菌済鍼

番手	線径	寸法			
		30mm 1寸	40mm 寸3	50mm 寸6	60mm 2寸
毛鍼	0.15	5,500円 (税込6,050円)			
1番	0.16				
2番	0.18				
並3	0.21				
4番	0.23				
5番	0.25				6,000円 (税込6,600円)

※納期に時間がかかる場合があります。



## 前田銀鍼

商品コード KN-112

1包50本  
2,750円 (税込3,025円)



針長	太さ	1番 0.16mm	2番 0.18mm	3番 0.20mm	4番 0.22mm	5番 0.24mm
1寸	30mm	●	●	●		
1寸3分	40mm	●	●	●	●	●
1寸6分	50mm	●	●	●		●

※納期に時間がかかる場合があります。



## 前田金鍼

商品コード KN-113

1本単位でお取り扱いいたします。  
(クラスI)



金の価格が不安定の為、時価にての販売になります。  
ご注文の際はお問い合わせください。

※納期に時間がかかる場合があります。



## 手仕上げ 極上コバルト鍼

商品コード KN-155

1包50本  
2,750円  
(税込3,025円)

1寸0~1寸5  
1寸3-0~1寸3-5  
1寸6-0~1寸6-5

※納期に時間がかかる場合があります。



## 大宝 DSP-4 銀鍼

商品コード KN-124

1包50本入 (クラスI)

鍼柄：合金製  
1P 1鍼管1鍼

	1番 0.17mm	2番 0.19mm	3番 0.21mm	4番 0.23mm	5番 0.25mm
1寸	※価格は、お問い合わせ下さい				
1寸3分					
1寸6分					

※納期に時間がかかる場合があります。



## 大宝 SP-1 銀鍼

商品コード KN-168

1包50本入 (クラスI)

鍼柄：合金製  
鍼管なし

	1番 0.17mm	2番 0.19mm	3番 0.21mm	4番 0.23mm	5番 0.25mm
1寸	※価格は、お問い合わせ下さい				
1寸3分					
1寸6分					
2寸					

※納期に時間がかかる場合があります。









## パイオネックス

商品コード KN-474

1箱 100本入

2,300円(税込2,530円)

〔クラスⅡ〕  
認証番号 15500BZZ00806000

◆絆創膏には通気性が高いマイクロポアテープを使用。ムレたりかぶれたりすることが少なく、しかもはがれにくく、快適に使用できます。

◆1枚の絆創膏に鍼を樹脂で固定。肌にぴったり密着します。

◆鍼先、絆創膏の粘着面が指先に触れることなく、簡便に貼ることができます。

貼付する部位にシースを付けたまま鍼を置き、上から軽く抑えて刺入します。その後、シースを皮膚に直角に立てて、絆創膏からはがします。

カラーコード	ピンク(D)	ブルー(C)	グリーン(B)	イエロー(A)	オレンジ(E)
針長(mm)	1.5	1.2	0.9	0.6	0.3
線径(mm)	0.20	0.20	0.17	0.15	0.11

※ご注文の際はカラーコードでお申し付けください。

**PY-Zero (PY-ゼロ)**  
商品コード KN-493  
1箱 100本入  
2,300円(税込2,530円)  
〔クラスⅠ〕 22B1X00006000004

サイズ: 0.3mm  
セイリンテープ付接触器

幅広い患者様にも安心  
幼児や今まで鍼を怖がっていた患者様にもアップロードでき、施術対象の幅を広げることができます。

拡大イメージ図  
樹脂部  
ステンレス

**PY-Zero φ9 (PY-ゼロ 9mm)**  
商品コード KN-493B  
1箱 100本入  
2,300円(税込2,530円)  
〔クラスⅠ〕 22B1X00006000004

テープ面積を45%カット!

12mm 9mm

貼りにくかった部位に! さらに小さく目立ちにくい!

**チタンパイオネックス**  
商品コード KN-500  
1箱 100本入  
4,500円(税込4,950円)  
〔クラスⅡ〕 認証番号 15500BZZ00806000

金属アレルギー患者「待望の円皮鍼」、遂に誕生。  
生体適合性に優れていることから、インプラント医療機器にも使用されているチタン合金。金属アレルギーの主な原因とされているニッケルやクロムを含有していません。  
※すべての金属アレルギーに対し保証しているわけではありません。  
※受注生産のため、約3ヶ月程かかります。

**こりスポット**  
商品コード KN-498  
1箱 100本入 (20本入×5箱)  
2,800円(税込3,080円)  
〔クラスⅠ〕 22B1X00006000005

拡大イメージ図  
樹脂部  
テープ  
接触部(樹脂)  
サイズ 0.5mm 9mm

はりが苦手な方に、抵抗なくご使用いただけます。

**小児針 滅菌済み鍼**

**セイリン小児皮膚針**  
商品コード KN-451C  
1箱 10個入  
1,000円(税込1,100円)  
〔クラスⅠ〕 22B1X00006000001  
オールプラスチック

**セイリン皮内針 NSタイプ**  
商品コード KN-107NS  
1箱 100本入 (1本ずつパック入)  
1,800円(税込1,980円)  
〔クラスⅡ〕 認証番号 15700BZZ01813000

線径(φmm)	呼称	鍼長(mm)			
		3mm	4mm	5mm	6mm
0.12	No.02	○	○		
0.14	No.01			○	○






## 円皮鍼 (A)

商品コード KN-205

ST (ステンレス製) 50本入

1,250円 (税込1,375円)

[クラス I]



## 円皮鍼 (B)

商品コード KN-207

ST 20本シール付 (1袋)

550円 (税込605円)

[クラス I] 15600BZZ00347000

[注] ST…ステンレス製



1箱 (10袋入)

## (A)・(B) 共通サイズ表

	径	太さ	針
No.6	3.2mm	0.26mm	1.55mm
No.4大	2.85mm	0.22mm	1.55mm
No.4中	2.6mm	0.22mm	1.35mm
No.4小	2.0mm	0.22mm	1.10mm

vinco  
ファロス 円皮鍼

商品コード KN-173

1箱 100本入 (10本×10包装)

970円 (税込1,067円)

[クラス II] 認証番号 221AGBZX00087000

	鍼長	線径
A	0.9mm	0.18mm
B	1.1mm	0.18mm
C	1.35mm	0.18mm
D	1.6mm	0.20mm



## 二重テープ構造

鍼を挟み込むように固定

## 肌に優しいサージカルテープ



## 皮膚からのアプローチ

1. 顔面神経痛の方に痛みに貼付すると痛みが緩和した例があります。
2. 治療効果の持続に患者様の次回来院まで治療効果を持続させます。
3. こまら返りの予防に承筋などに貼付することで予防効果があります。

4. ぎっくり腰の方に左の腰に痛みがある場合でも右の腰や脊柱にも貼付すると効果があります。
5. 乗り物酔い止めに内臓に貼付すると、予防に役立ちます。

(鍼の太さ×長さ×磁石外径)  
0.22×1.1×5.5mm  
布絆 (楕円形) 23×21mm

## ユニコバン

商品コード KG-129A

(10本×10シート入)

9,000円 (税込9,900円)

- 磁気板内より鍼を出した安心タイプ
- 円皮鍼・磁気板・トーイバン10を組み合わせた鍼治療器具
- ショーレックス包装

(鍼の太さ×長さ×磁石外径)  
0.22×1.1×5.5mm  
布絆 (楕円形) 23×21mm

## ユニコバンS

商品コード KG-130

(10本×10シート入)

9,000円 (税込9,900円)

- S極の磁気板使用
- 磁気板内より鍼を出した安心タイプ
- ショーレックス包装

(鍼の太さ×長さ×磁石外径)  
0.22×1.1×5.5mm  
布絆 (楕円形) 23×21mm

## ユニコバンG

商品コード KG-131

(10本×10シート入)

10,700円 (税込11,770円)

- 磁気板内より鍼を出した安心タイプ
- 24金メッキ円皮鍼・磁気板とトーイバン10を組み合わせた鍼治療器具
- ショーレックス包装

(鍼の太さ×長さ×磁石外径)  
0.22×1.1×5.5mm  
布絆 (楕円形) 23×21mm

## ユニコエスピーバン

商品コード KG-132A

10本入

900円 (税込990円)

- 磁気板の指圧効果と円皮鍼による鍼治療としての効果が得られます
- ショーレックス包装

(鍼の太さ×長さ×磁石外径)  
0.22×1.1×5.5mm  
布絆 (楕円形) 23×21mm

## ユニコエスピーバンG

商品コード KG-132B

10本入

1,000円 (税込1,100円)

- 磁気板の指圧効果と円皮鍼による鍼治療としての効果が得られます
- エスピーバンGは、円皮鍼に24金メッキを使用しており、なめらかな刺入と治療が可能
- ショーレックス包装



## ユニコ平軸皮内鍼

商品コード KN-177

50本入

1,000円 (税込1,100円)

	鍼の太さ	長さ
A		3.0mm
B		4.0mm
C	0.16mm	5.0mm
D		6.0mm
E		7.0mm



## ユニコリング皮内鍼

商品コード KN-178

50本入

1,000円 (税込1,100円)

	鍼の太さ	長さ
A		3.0mm
B		4.0mm
C	0.16mm	5.0mm
D		6.0mm
E		7.0mm



## ユニコ円皮鍼

商品コード KN-179

50本入

1,000円 (税込1,100円)

	鍼の太さ	長さ	直径
A			2.0mm
B		1.1mm	
C	0.22mm	1.3mm	2.6mm
D		1.5mm	
E		2.1mm	



## M針 (15mm)

商品コード KN-221B

10本入

1,800円 (税込1,980円)



## P針 (15mm)

商品コード KN-221C

10本入

1,800円 (税込1,980円)



## MP針 (10mm)

商品コード KN-221

各10本入

1,800円 (税込1,980円)

[クラス I] 14600BZZ00067000





グレー



レッド

※ケースの色が変わる場合がございます。また、色は指定できません。

- 刺鍼の技術の習得と、刺鍼部位の状態を探る感覚を養うための練習機です。
- 人体の組織を想定した4硬度のゲルに刺すことで刺入感覚を習得します。
- 蓋を開ければ直ぐに練習できるコンパクト設計です。

## ユニコ 刺鍼練習台Ⅶ型

商品コード KN-617

4,800円 (税込 5,280円)

本体サイズ(約):  
幅151mm×  
奥行113mm×  
高さ45mm

内容物  
1.ゲル体×4層(スチレン樹脂微粉パウダー無毒)  
2.硬質ゴムシート  
3.穴あきシート(2枚)  
4.シート・薄紙  
5.発泡ポリエチレンマット(抗菌)



## 針練習器

商品コード KN-601

5,200円 (税込 5,720円)

初級、中級、上級とに分かれ、深刺し、浅刺しが自由に組み替えられます。また硬結部も4段階に分けられて刺入練習ができるよう工夫されています。

急性の痛みに



## ソマセプト

商品コード KN-496A

L 1箱 100個入

10,000円 (税込 11,000円)



プラスチック製突起  
+  
固定絆創膏

[クラスⅠ] 22B3X10002000001

カートリッジ(プラスチック台): 29×23mm  
製品ディスク: 直径7mm  
絆創膏: 17×17mm  
マイクロコーン高さ: 150μm

- 関節の痛み、筋肉の凝り・痛みがある方
- ツボを刺激したいが、鍼や灸の利用を躊躇される方
- 通院中の医療機関で自宅療法として使用を勧められた方

腰痛、肩こりに



## ソマレゾン

商品コード KN-497A

L 1箱 100個入

10,000円 (税込 11,000円)



ゴム状樹脂突起  
+  
固定絆創膏

[クラスⅠ] 22B3X10002000002

カートリッジ(プラスチック台): 29×23mm  
製品ディスク: 直径7mm  
絆創膏: 17×17mm  
マイクロコーン高さ: 300μm

- 関節の痛み、筋肉の凝り・痛みがある方
- ツボを刺激したいが、鍼や灸の利用を躊躇される方
- 通院中の医療機関で自宅療法として使用を勧められた方

可動域の改善に




## ソマセプト ミオ

商品コード KN-496D

L 1箱 100個入

10,000円 (税込 11,000円)



プラスチック製突起  
+  
固定絆創膏

[クラスⅠ] 22B3X10002000006

カートリッジ(プラスチック台): 29×23mm  
製品ディスク: 直径11mm  
絆創膏: 17×17mm  
マイクロコーン高さ: 100μm

- 関節の痛み、筋肉の凝り・痛みがある方、  
可動域の改善をしたい方

## 円皮針用絆創膏の特長

円皮針用と表示の絆創膏は裏面に丸く切り込みが入れてあります。予め針をセットしておくと、剥がす時に一緒に針が付いてきますので便利です。

### ④だ円皮内針用絆創膏

商品コード KN-265

1,200円 (税込 1,320円)

ビニール9×φ7mm (48×10枚)

### ⑤皮内針用絆創膏

商品コード KN-301

1,200円 (税込 1,320円)


和紙13×13mm (40×10枚)

### ⑥皮内針用絆創膏

商品コード KN-302

1,200円 (税込 1,320円)

和紙8×8mm (90×10枚)



### ①円皮針用絆創膏

商品コード KN-263

皮内針用絆創膏

商品コード KN-263B

1,200円 (税込 1,320円)

布製φ14mm (20×10枚入)

### ②円皮針用絆創膏

商品コード KN-268

皮内針用絆創膏

商品コード KN-268C

1,200円 (税込 1,320円)

布製φ10mm (40×10枚)

### ③円皮針用絆創膏

商品コード KN-264

皮内針用絆創膏

商品コード KN-264C

1,200円 (税込 1,320円)

ビニールφ10mm (40×10枚)





### 集毛針〔強〕クローム

商品コード KN-401

3,000円 (税込3,300円)

〔クラスⅠ〕14B2X00009130201

刺激は強い。  
タタキ針、瀉針として用いる。  
長さ75mm、φ12mm、16本針



### 集毛針〔弱〕クローム

商品コード KN-402

3,000円 (税込3,300円)

〔クラスⅠ〕14B2X00009130201

刺激は弱い。  
補針として用いる。  
長さ75mm、φ12mm、16本針



### 集毛針〔箱入〕〔強・弱両用〕クローム

商品コード KN-404

5,500円 (税込6,050円)

〔クラスⅠ〕14B2X00009130201

補瀉両用  
長さ98mm、φ12mm、16本針



### 集毛針〔強〕ゴールド

商品コード KN-401G

4,400円 (税込4,840円)

〔クラスⅠ〕14B2X00009130202

刺激は強い。  
タタキ針、瀉針として用いる。  
長さ75mm、φ12mm、16本針



### 集毛針〔弱〕ゴールド

商品コード KN-402G

4,400円 (税込4,840円)

〔クラスⅠ〕14B2X00009130202

刺激は弱い。  
補針として用いる。  
長さ75mm、φ12mm、16本針



### 集毛針〔強・弱両用〕ゴールド

商品コード KN-404G

7,200円 (税込7,920円)

〔クラスⅠ〕14B2X00009130202

金メッキ  
長さ98mm、φ12mm、16本針



### ビスタッチ

商品コード KN-495A

ピンク

商品コード KN-495B

ブルー

5,000円 (税込5,500円)

直径18mm×高さ89mm  
重量28g

外部本体材質：  
銀光沢アルマイト製+クロム  
メッキ

内部金色金属棒：  
ステンレス製金メッキ仕上げ

使用方法DVD付



先丸棒が  
柔らかな肌に  
ソフトタッチ

緊張が続いて顔が硬張った  
ままという経験はありませんか。  
そんな時はビスタッチで10回程度、緊張した部分  
を軽くシャカシャカして  
みてください。元のやさしく  
チャーミングな顔立ちに戻  
してくれると思います。



### 補法集毛針

商品コード KN-458

7,000円 (税込7,700円)

〔クラスⅠ〕

50本/バネ付  
φ20mm×90mm



### 梅花針 (九星針)

商品コード KN-430B

4,300円 (税込4,730円)

〔クラスⅠ〕

ステンレス製  
長さ185mm、9本針

### 梅花針 (九星針)

商品コード KN-430

3,800円 (税込4,180円)

〔クラスⅠ〕

アルミ製  
長さ185mm、9本針



### ホーキ針

商品コード KN-432

長

1,000円 (税込1,100円)

全長70mm (軸40mm+針長30mm)

商品コード KN-433

中

900円 (税込990円)

全長65mm (軸40mm+針長25mm)

商品コード KN-434

短

800円 (税込880円)

全長55mm (軸40mm+針長15mm)

長は弱刺激、短は強刺激



### ホーキ針セット (ケース入)

商品コード KN-431

2,600円 (税込2,860円)

小児針、擦過針



**ローラー針 (強)**

商品コード KN-414

クローム

2,000円 (税込 2,200円)

商品コード KN-414G

ゴールド

2,850円 (税込 3,135円)

擦過針、強刺激  
長さ75mm、巾24mm、φ14mm**ローラー針 (弱)**

商品コード KN-413

クローム

2,000円 (税込 2,200円)

商品コード KN-413G

ゴールド

2,850円 (税込 3,135円)

擦過針、弱刺激  
長さ68mm、巾24mm、φ14mm**長柄ローラー針  
円針付**

商品コード KN-415B

クローム

4,000円 (税込 4,400円)

商品コード KN-415BG

ゴールド

5,250円 (税込 5,775円)

長さ160mm、巾24mm  
φ17mm**長柄ローラー針  
貝利針付**

商品コード KN-413B

クローム

2,800円 (税込 3,080円)

商品コード KN-413BG

ゴールド

4,150円 (税込 4,565円)

長さ125mm、巾24mm  
φ14mm**ローラー付  
集毛針ゴールド**

商品コード KN-417G

〔弱刺激〕

6,600円 (税込 7,260円)

商品コード KN-416G

〔強刺激〕

6,600円 (税込 7,260円)

〔クラスⅠ〕14B2X00009130302

長さ95mm、巾30mm  
φ15mm、金メッキ**ローラー付  
集毛針クローム**

商品コード KN-417

〔弱刺激〕

4,800円 (税込 5,280円)

商品コード KN-416

〔強刺激〕

4,800円 (税込 5,280円)

〔クラスⅠ〕14B2X00009130301

長さ95mm、巾30mm  
φ15mm**ローラー付き  
貝利針**

商品コード KN-415

クローム

3,400円 (税込 3,740円)

商品コード KN-415G

ゴールド

4,750円 (税込 5,225円)

ローラー針は弱刺激  
長さ80mm、  
巾30mm、  
φ15mm**ローラー鍼  
(ハンドローラー)**

商品コード KN-459

〔弱刺激〕

2,500円 (税込 2,750円)

全長68mm  
ローラー巾22mm**ジャンボローラーⅠ**

商品コード KN-419A

白〔弱刺激〕

6,700円 (税込 7,370円)

全長110mm ローラー巾43mm  
φ20mm

商品コード KN-419B

黒〔強刺激〕

7,200円 (税込 7,920円)

全長112mm ローラー巾43mm  
φ20mm



**バチばり**

商品コード KN-425

**800円**  
(税込880円)長さ38mm、瀉針、  
掻く・さする**バチばり  
金メッキ**


商品コード KN-425G

**1,050円**  
(税込1,155円)**松葉針**

商品コード KN-422

**1,200円**  
(税込1,320円)長さ28mm、擦過針、  
補瀉両用**松葉針  
金メッキ**

商品コード KN-422G

**1,450円**  
(税込1,595円)**三角ばり**

商品コード KN-424

**800円**  
(税込880円)長さ50mm  
補(頭部)、瀉(尖部)**三角ばり  
金メッキ**

商品コード KN-424G

**1,050円**  
(税込1,155円)**長刀針**

商品コード KN-426

**800円**  
(税込880円)長さ55mm、  
瀉針、補瀉両用**長刀針  
金メッキ**

商品コード KN-426G

**1,050円**  
(税込1,155円)**かきばり**

商品コード KN-423

**1,000円**  
(税込1,100円)

長さ38mm、擦過針

**かきばり  
金メッキ**

商品コード KN-423G

**1,250円**  
(税込1,375円)**三角  
よねやま式**

商品コード KN-442

**1,700円**  
(税込1,870円)長さ35mm、  
補瀉両用皮膚針、皮膚を尖で軽く  
たたいたり、さすったり  
して血行促進、淋巴促進  
を図る。瀉針、擦過針と  
して用いる。**たま型小児針**

商品コード KN-428

**950円**  
(税込1,045円)長さ47mm、巾10mm  
皮膚針、熊手針とヘラ針  
の組み合わせ**ヘラ針**

商品コード KN-427

**1,200円**  
(税込1,320円)長さ40mm、巾6mm  
皮膚針、皮膚を尖で軽く  
たたいたり、さすったり  
して血行促進、淋巴促進  
を図る。瀉針、擦過針と  
して用いる。**くまで針**

商品コード KN-480

**950円**  
(税込1,045円)

長さ27mm、巾18mm

**米山式** ディスポーザブル**がっさボード**米山式小児針は愛好家が多ことで知られて  
おります。この度、ディスポーザブルタイ  
プの“米山式がっさボード”を発売するこ  
とになりました。衛生面や価格面でメリッ  
トも多く、治療院のPRにお使いください。**米山式  
がっさボード**

商品コード KN-490

1箱100入

**2,800円** (税込3,080円)

- サイズ：38mm×20mm×  
厚さ3mm
- 重さ：約1g
- 材質：PVC
- 個別包装(ブリストアパック)

**調気小児鍼**

商品コード KN-174A

ステンレス

**2,000円**  
(税込2,200円)

商品コード KN-174B

金メッキ

**4,000円**  
(税込4,400円)

長さ80mm 巾30mm

**がっさ治療は  
「毛細血管のケア」**毛細血管の滞り「瘀血」を皮膚  
表面に引き上げます  
施術後の痛みも副作用もない安  
全な治療法です**つらい頭痛のある方に**

- 片頭痛
- 緊張性頭痛
- 群発性頭痛
- コロナ後遺症の頭痛

**がっさプレート  
水牛の角**

商品コード KG-133A

**3,500円** (税込3,850円)

サイズ：6×10cm 重さ40g

※天然素材なので大きさは若干  
異なることがあります。**がっさプレート 伊万里**

商品コード KG-133B

フラット型 椿

**10,000円** (税込11,000円)

商品コード KG-133C


膨らみ型 ブドウ

**12,000円** (税込13,200円)

サイズ：5.5cm×11.5cm 重さ62g

※手書きなので柄が若干異なることがあります。



銅イオンの  
パワー鍼鍼※表面に塗工等の処理  
はしておりません。

## 銅ポインター（銅製）

商品コード KN-489A

小

2,550円（税込2,805円）

長さ120mm、太さφ5mm、重さ20g

商品コード KN-489B

中

3,200円（税込3,520円）

長さ120mm、太さφ8mm、重さ48g

商品コード KN-489C

大

3,600円（税込3,960円）

長さ120mm、太さφ10mm、重さ74g

## 銅ポインターの活用術

顔面のお灸はとても気を使います。  
銅ポインターを40°程度のお湯に入れて温め、  
顔面のツボに当てたりこすったりして刺激をしま  
すと、温灸の代わりに使えます。  
銅ポインターは2〜3分で冷めます。

## アレルギーは最小

軽くて丈夫なチタンは  
携帯にも便利です。

KNチタン  
鍼針（ていしん）

商品コード KN-499

4,000円（税込4,400円）

長さ110mm、φ7mm、重さ18g

## KNチタン鍼針の特長

- 金属アレルギーなど起こしやすい患者さまに、  
部位を気にせず安心して使えます。
- 軽くて丈夫、サビにくくキズなどが付きにくい。

## 鍼針

商品コード KN-412

クローム

2,100円  
（税込2,310円）

長さ124mm

商品コード KN-412G

ゴールド

2,550円  
（税込2,805円）

長さ124mm

商品コード KN-412B

パネのみ

200円（税込220円）

鍼針  
ダイオード入

商品コード KN-412DS

8,000円  
（税込8,800円）

長さ120mm



## 小里式鍼針

商品コード KN-457C

純銀

7,800円（税込8,580円）

全長 75mm  
※純銀の価格変動により、  
表示されている価格は参  
考表示にしております。

商品コード KN-457B

金メッキ

1,300円（税込1,430円）

全長 55mm

商品コード KN-457A

真鍮

1,000円（税込1,100円）

全長 55mm



## 友好小児針

商品コード KN-409

1,200円（税込1,320円）

長さ60mm

小児全般。補針、刺激が柔らかい。  
補用

## 友好太針

商品コード KN-445

2,800円（税込3,080円）

長さ95mm

補針、刺激が柔らかい。耳針法と  
して使用できる。

## 員利針

商品コード KN-406

850円（税込935円）

長さ50mm

小児全般。柄の頭は補針、  
尖は瀉針。

## 員利針ゴールド

商品コード KN-406G

1,200円（税込1,320円）



## 員利太針

商品コード KN-405

1,200円（税込1,320円）

長さ77mm

頭が大きいために刺激が柔ら  
かくなる。

## 員利太針ゴールド

商品コード KN-405G

1,650円（税込1,815円）



## てい鍼管

商品コード KN-191

1,300円（税込1,430円）

全長:L54.0mm（寸3）  
両側球体部:φ5.0mm  
中間部:φ3.5mm

てい鍼から鍼管に持ち替える手間  
を省き、治療点を正確にとらえ  
ると同時に、ポイントを外さずそ  
のまま刺鍼することが可能。







## メタルフィッシュ

商品コード KN-483

1,600円 (税込 1,760円)

長さ67mm、幅30mm、  
擦過針、補瀉両用  
材質：真鍮、  
クロムメッキ仕上げ  
約16g

かわいいお魚の形状  
は幼児とお話しながら  
楽しく治療ができます。  
ストラップを付けられ  
アクセサリにもなり  
ます。



## Mrハーリー

商品コード KN-484

1,600円 (税込 1,760円)

長さ69mm、幅29mm、  
擦過針、補瀉両用  
材質：真鍮、  
クロムメッキ仕上げ  
約12g

一見笑っているメタル  
のMrハーリーは幼児と  
仲良くなるに違いあり  
ません。アクセサリ  
にもなります。



## カナにゃん

商品コード KN-171

2,100円 (税込 2,310円)

サイズ：48mm×35mm×1.5mm  
重さ：約14g  
スチール製クロムメッキ仕上げ



## ぶしやくケンくん

商品コード KN-172

2,100円 (税込 2,310円)

サイズ：50×37mm  
重さ：約16g  
スチール製クロムメッキ仕上げ



## 現代皮膚針

商品コード KN-440

10本入

16,000円  
(税込 17,600円)

長さ177×幅110×  
厚さ35mm

友好小児針  
員利針  
ホーキ針  
松葉針  
かき針  
三角ばり  
長刀針  
パチばり  
ローラー針  
鍍針



## 小児Kセット

商品コード KN-486

3本入

8,500円  
(税込 9,350円)

長さ175×幅90×  
厚さ33mm

メタルフィッシュ  
ローラー針  
Mrハーリー



## 審美六鍼

商品コード KN-487

6本入

11,500円  
(税込 12,650円)

長さ177×幅110×  
厚さ35mm



主に美容にセットされたもの  
員利鍼 (いんりしん)、員鍼 (えんしん)、鍍鍼 (さんしん)、  
鋒鍼 (ほうしん)、鍍針 (ていしん)、鍍鍼 (ひしん)



## 九鍼標本

商品コード KN-127

12,000円 (税込 13,200円)

①長鍼 ④鍍鍼 ⑦鍍鍼  
②大鍼 ⑤毫鍼 ⑧鍍鍼  
③鋒鍼 ⑥圓鍼 ⑨圓利鍼



## 小児鍼額入り標本

商品コード KN-460

43,000円 (税込 47,300円)

36cm×31cm

三角針  
長刀針  
搔針  
ヘラ針  
三角よねやま式  
パチ針  
くまで針  
松葉針  
Mrハーリー

メタルフィッシュ  
集毛針  
員利太針  
員利針  
友好小児針  
梅花針ST  
ローラー付き員利太針  
ローラー針  
チタン鍍針

カナにゃん  
ホーキ針長  
ホーキ針中  
ホーキ針短  
木下式皮フ針  
鍍針  
計24点





微弱電流の流れ(気の流れ)



DA.stick-5は、金とクロームを同時に使えるスタイルにすることで、考えられる作用を能率的にし、手のひらサイズのコンパクトさで、いつでもどこでも手軽に広範にマッサージができることを目的とした商品です。



肢体の実反応(陽性反応)を寫する作用

電流の流れ：先端から付け根

※実反応とは、興奮状態・痛み・痒み・腫れ・こり



虚反応(陰性反応)を補足する作用

電流の流れ：付け根から先端

※虚反応とは、しびれ・冷え・エネルギーが足りない等

クローム

## ディーエースティック5

商品コード KN-238

21,000円(税込23,100円)

## 期待される使用例

- 過剰な体内静電気・電磁波の体外放出
- 生体電流(気血の流れ)の停滞を調整・正常化
- 頭痛・眼精疲労の緩和
- ほうれい線などフェイシャルへのアプローチ
- 痒みの軽減
- 肩こり・筋肉疲労・痛みの緩和

## 報告された臨床例

- 頭痛・眼精疲労の緩和
- 生体電流の流れを正常化
- 過剰な体内静電気の放出を促す
- 入眠障害の緩和
- 張り・コリ・痛みの緩和
- フェイシャルへのアプローチによるほうれい線・たるみの改善
- 交感神経の高まりを抑え、自律神経の安定化

## 報告のあった使用例

## 眼精疲労・顔の重み

ヘッドを①の根元に2~3秒軽く押しあて、↑に向かってなでるようにゆっくり動かす。

2~3回繰り返す。

②、③に向かって同じ動作を繰り返しながら移動させる。

●スティックが眼球に直接触れないよう、また眉毛下の窪みを押さえずにないようにくれぐれもご注意ください。

## ほうれい線・たるみ

一番端のスティックを顔の輪郭にあて、↑に向かってすくい上げるように耳の手前までゆっくり動かす。

2~3回繰り返しながら涙袋の位置まで少しずつ移動させる。(こめかみに向かって)

●スティックが眼球に直接触れないようご注意ください

顔だけでなく首・腕・足など全身のマッサージにもお使いいただけます

## 頭痛・側頭筋のコリ

額の中央から百会に向かってゆっくりと移動させる。最初と最後は2~3秒ほど軽く押しあてて。同じ要領で耳の上辺り(側頭筋)までゆっくりと移動しながらマッサージを施す。

●百会：頭のてっぺん、左右の耳を結んだ線と眉間を上がつた線の交差するところ



## ディーエースティック・エナジー(ダイオード入)

商品コード KN-235A

商品コード KN-235B

クローム

金

各15,000円(税込16,500円)

ディーエースティックをさらに使いやすくしたモデル

効果報告されている用途

- ツボの探索(取穴法の正確度アップ)
- アトピー性皮膚炎の治療
- 眼精疲労・肩こりの治療
- コリ・痛みの治療
- 筋肉痛・疲労回復
- パソコン使用による電磁波・静電気の滞留による疲労の回復

一極のクローム

+極の金

※2本同時に使用することが出来ます。

金メッキ

## ディーエースティック(ダイオード入)

商品コード KN-477

15,000円(税込16,500円)

長さ120mm、直径8mm、重量11g 説明書付

マッサージ・疲労回復にも

金とクロームの作用で驚きの報告が続々!

刺激治療のためにディーエースティックの作用が、様々な治療・疲労回復にも効果があったとのご報告が次々に寄せられています。これはディーエースティックが、体にたまった静電気を放電するためです。肩こり・筋肉疲労・眼精疲労などの症状のある部分にディーエースティックを触れさせるとツボの部分に刺激を感じることがあります。(これは放電による刺激で、体への害はありません)結果、疲労部分や患部に帯電した静電気が空中に放出されたためと思われます。

クロームメッキ

## 三稜針(A)

商品コード KN-435

6,500円(税込7,150円)

[クラスI]

長さ87mm、針先調節付

パネのみ

商品コード KN-435C

500円(税込550円)



## パネ付き三稜鍼(小)

商品コード KN-435B

5,900円(税込6,490円)

[クラスI]

長さ60mm



## フェザー®ブラッドランセット-SP

商品コード KN-481

1箱200枚入

2,600円(税込2,860円)


[クラスII]

全長40mm(針先3mm含む)

■フェザーブラッドランセットSPは、フェザー独自の特殊2段プレス加工により、先端の形状がさらに鋭利になり、よりシャープな切れ味で、スムーズな穿刺切開が可能です。

■ステンレス製、ガンマー線滅菌済、1枚入紙包装です。

## 突刺抵抗値比較(従来品比)



フェルトを突刺した時の数値です。数値が少ない程切れ味は良くなります。



# 長田式チクチク療法

オリジナル用品  
専用アイテム



**長田式デルマトーム人形**  
商品コード KP-284  
21,000円 (税込23,100円)

サイズ：高さ約50cm 材質：合成樹脂、中国製  
人形背面の痛圧刺激ポイントは経穴（ツボ）ではなく、独自の痛圧刺激ポイント表示をしています。解説書付



**(長田式) チクチクバンバン**  
商品コード KG-125  
5,100円 (税込5,610円)  
アレルギー軽減のチタン製  
長さ110mm φ8mm 幅9mm

- 手に絶妙にフィットするバランス感覚。
- 金属アレルギーの方にも安心して使えるチタン製。
- 金属加工世界トップクラスの技術。



**長田式器具**  
商品コード KG-124  
2,500円 (税込2,750円)  
ステンレス製、長さ：128mm



**(書籍) 自分で出来るチクチク療法**  
商品コード 805-043  
1,300円 (税込1,430円)



**(書籍) チクチク療法の臨床**  
商品コード 805-044  
3,000円 (税込3,300円)

## コリに効くのは 当たり前

結論、貼るだけ。  
指で押して、気持ちいい所に貼るだけ！

### どうして効くの？



誰でも簡単に貼ることができる利便性が人気なプチバン。首や肩、指で押して気持ちいい箇所に貼ってみてください。これまでとは違う圧迫効果で、コリ・筋肉疲労を軽減します。



手足の疲れや腰、首、肩の疲労の軽減。ツライ症状を緩和！



貼るだけで、簡単にセルフケア！



先端部分5kg/cm<sup>2</sup>で、全身のコリをやらける。

### 圧指プチバン

商品コード KG-127  
1箱60粒  
2,000円 (税込2,200円)  
〔クラスI〕27B2X00095000001  
材質：ステンレス  
原産国：日本



こんなあなたにオススメです  
✓美容鍼をやってみたけれど痛そう  
✓急な予定でエステに行く時間はない  
✓エステに通うにはお金がかかる

1回約  
**20分**  
※貼って放置するだけ

### 刺さない美容鍼

1回20分貼るだけのフェイスクア。特徴的な突起がお顔のツボと筋肉の深層へアプローチすることで、目元・口元スッキリ！  
鍼を刺さずに貼るだけで、簡単に自宅でエステが体験できます。

### KOHARICH

商品コード KG-126  
1箱90粒  
5,000円 (税込5,500円)  
〔クラスI〕27B2X00095000001  
材質：ステンレス  
原産国：日本



### ロイヤルトップ®

商品コード KN-506  
1箱300粒入  
3,900円 (税込4,290円)

〔クラスI〕  
ステンレス製円盤の直径4mm



ロイヤルトップは皮膚に効果的な圧力が加えられるように中央突起円盤加工されています。貼るだけで先端部には5kg/cm<sup>2</sup>の指圧効果があります。



肩・首のこりに  
顔を下に向け、首の付け根（肩寄り）付近の一番出ている骨（第七頸椎）を探します。人差し指を先程の骨の上に重ねます。骨からまっすぐ頭に向かい指3本分進んだ部分（第五頸椎と第四頸椎の間）にプチバンを貼ります。

### 小さなステンレス粒に3つの特長！

- 特長 ① 誰でも簡単！安心！貼るだけです。  
厚生労働省認可商品である「ロイヤルトップ®」は鍼ではありませんので、何らの資格も要りません。患者さんにも、不安感や恐怖感等を与えることなくご使用いただけると共に、形状が小さい（直径4mm）ので、指先や耳・目の周りにも容易に安心して貼っていただくことができます。
- 特長 ② 世界でも奇跡の凸部として大好評！  
世界各国の人々や医療機関で使用されています。
- 特長 ③ 的な指圧が加えられるように形状が工夫されています。  
先端部で5kg/cm<sup>2</sup>の指圧効果  
丸みを帯びた先端が5kg/cm<sup>2</sup>の指圧効果をくび・肩・腰のコリに微量の刺激を与え続け、置鍼と同様の効果が得られます。



慢性の肩のこりに  
（四十肩・五十肩など）  
肩井（けんせい）：首の付け根と肩先のほぼ中央  
天宗（てんそう）：腕のつけ根に近いところの窪みで、強く押すと腕にかけて響くような痛みが走るとき



腰痛に  
腎俞（じんゆ）：へそ真後ろから左右外側に指2本分のところ  
志室（ししつ）：へそ真後ろで背骨から左右に指3本のところ  
大腸俞（たいちょうゆ）：ウエストベルトの（腰に手を当てた）高さで背骨から指2本分外側のところ

小児鍼  
鍼  
小児鍼  
粒鍼  
アルコール  
カミバ  
ピンセッ  
灸用品  
もぐさ  
検査測定  
滅菌・消毒  
オイル・  
マクロ  
治療室  
ボスター  
吸玉  
治療器  
温熱  
健康管理  
メンテナンス  
治療補助  
トレーニング  
健康器具  
開業準備  
索引



マグレインは特殊金属粒子をバンソウコウに固定したもので、治療点(ツボ)に貼るとハリや灸と同様の作用をします。

【効能】頸・肩・腰のこり、こりからくる頸・肩の痛みの緩解。



### マグレイン お試しセット赤

商品コード KN-175B

1,600円  
税込1,760円

お試しセット内容

円錐粒……………10粒  
クリア金……………60粒  
チタンクリア……………60粒  
N……………80粒  
ツボについての小冊子  
「皮膚刺激治療」付き

### マグレインN(銀粒)

商品コード KN-511

300粒入  
2,000円(税込2,200円)

商品コード KN-512

3000粒入  
14,000円(税込15,400円)

### マグレインN(金粒)

商品コード KN-511G

300粒入  
2,300円(税込2,530円)

商品コード KN-512G

3000粒入  
16,000円(税込17,600円)



〔クラスI〕  
φ1.0mm



〔クラスI〕  
φ1.0mm

### マグレインクリア(銀粒)

商品コード KN-515

240粒入  
2,000円(税込2,200円)

商品コード KN-516

2400粒入  
14,000円(税込15,400円)

### マグレインクリア(金粒)

商品コード KN-515G

240粒入  
2,300円(税込2,530円)

商品コード KN-516G

2400粒入  
16,000円(税込17,600円)



〔クラスI〕  
φ1.0mm



〔クラスI〕  
φ1.0mm

### マグレインチタンビーズ アクリル絆

商品コード KN-524A

200粒入  
2,000円(税込2,200円)

商品コード KN-524C

2000粒入  
14,000円(税込15,400円)



〔クラスI〕  
φ1.0mm

### マグレインチタンビーズ クリア

商品コード KN-524B

200粒入  
2,000円(税込2,200円)

商品コード KN-524D

2000粒入  
14,000円(税込15,400円)



〔クラスI〕  
φ1.0mm

### マグレイン円錐粒

商品コード KN-533

75粒入  
2,100円(税込2,310円)

商品コード KN-534

750粒入  
14,600円(税込16,060円)



〔クラスI〕  
φ2.0mm

強力タイプ

アクリル系接着剤を使った製品です。皮膚がかぶれやすい等、過敏な方におすすめです。  
※チタンはイオン化作用により、金属アレルギーを起こしやすい方でも安全です。

チタン球をクリアー(透明)テープにセットした製品、透明なためツボの位置が正確に判断できます。  
※チタンはイオン化作用により、金属アレルギーを起こしやすい方でも安全です。



### シルバーマグS 理療用

商品コード KN-183A

300粒入  
1,280円(税込1,408円)

### シルバーマグG(ゴールド) 理療用

商品コード KN-183B

300粒入  
1,440円(税込1,584円)

サイズ：粒1.2mm

シルバーマグS理療用 シルバーマグG理療用

褐色の絆創膏の中央に金属粒を固定  
コリや痛みのある局所(つぼ)に貼付すると持続的に刺激を与えて鍼や灸と同様の作用をします。  
耳ツボ用にもお使いいただけます。



### 銅球

商品コード KN-522C

1箱300粒入  
φ1.2mm  
1,480円  
税込1,628円



### 亜鉛球

商品コード KN-522D

1箱300粒入  
φ1.2mm  
1,250円  
税込1,375円

### エスティア (耳つぼジュエリー)

商品コード KG-134A

ss9(2.7mm) 1シート10粒入

商品コード KG-134B

ss12(3.2mm) 1シート10粒入


各3,500円(税込3,850円)



(例)肩こりに対応した貼り方

エスティアとは、14面カットで輝き続ける最高級クリスタルガラス「SWAROVSKI(スワロフスキー)」とイオン作用と皮膚刺激による「耳つぼ(24金の粒を使用)」を融合させた耳つぼジュエリーのことで、耳つぼに美容(エステ)作用があることから Esthe(エステ)+Ear(耳)→ESTHEAR(エスティア)といいます。

### エスティア分解図



### カラー

ジュエリーの色は9色ご用意しています。



### ガラス粒

商品コード KN-530

3,000円(税込3,300円)

直径約1.0~1.5mm  
80g入(約10,000粒) 透明ガラス球





## 筋肉・関節の

コリの緩解(コリの緩和)  
コリを緩める、ほぐす

肌への刺激が少なくかぶれにくい。

剥がれにくい優れた粘着力で  
長時間使用できます。


**72**  
時間持続  
(3日間)

## 新発想・新技術

### マイクロリカバリーパッチとは


マイクロリカバリーパッチは、水に溶けると  
電気を発生させる2種類以上の金属の特性を利用し  
独自の技術でパッチにしました。

#### イメージ



電解質に水を加えると電荷が(+)電極に移動して  
(-)電極から(-)電極に流れます。

#### 形状・構造



本体(直径30mm/接触粒直径7mm/質量1g)  
粘着テープ: ポリエチレン+レーヨン  
保護材(不織布): 綿



業務用



手を洗う時・シャワーを  
浴びる時も貼ったまま



スポーツをする時



約72時間使用可能・  
局所部位の集中ケア

## マイクロリカバリー パッチ

商品コード KN-128

1箱20枚入り

4,000円(税込4,400円)

商品コード KN-128B

業務用200枚(20枚入り×10袋)

36,000円(税込39,600円)

〔クラスI〕11B1X10028MR0001

寸法: φ30mm±5%

質量: 1g

放出電流量: 最大500μA

※使用時間経過や使用状況などによって、  
放出電流量は多少異なります。

使用時間: 72時間

その他: 皮膚一時刺激性試験済

使用粘着剤無毒性試験済

同根品: ミニボトル1個



## ファイテン パワーテープ

商品コード KN-306

70マーク入り

700円(税込770円)

◀ 70マーク入り

▼ 1000マーク入り



チタンを粘着面にコーティングした  
ボディータープ



## ファイテン パワーテープ X30

商品コード KN-532

50マーク入り

1,000円(税込1,100円)



通常約30倍の濃度で  
アクアチタンを含浸した  
「パワーテープ」のパワー  
アップバージョン

## チタンパワーが あなたを変える。

注目の素材「チタン」とは…

重金属チタンは、人間の体になじむと言われ、  
その効能が注目されている素材です。チタン  
テープは生体波動の乱れを整え、生体の電気エ  
ネルギーの流れを良くし、心身をリラックスさ  
せます。また、潜在能力や自然治癒力の向上を  
図ると考えられており、スポーツをする人の運  
動能力、持久力の向上、疲労回復を図ります。

血行促進

疲労回復

運動能力向上

肩こり・腰痛

- 心身をリラックスさせます。
- スポーツをする能力・持久力のサポート  
を図ります。



120パッチ入



360パッチ入



108パッチ入



324パッチ入

## コスモチタンテープ

商品コード KN-003A

120P

1,000円  
(税込1,100円)

商品コード KN-003B

360P

2,700円  
(税込2,970円)

## コスモチタンテープ 温感タイプ

商品コード KN-010A

108P

1,000円  
(税込1,100円)

商品コード KN-010B

324P

2,700円  
(税込2,970円)