



パルスオキシメーター オキシボーイ S-126B

商品コード KA-577

7,680円 (税込8,448円)

〔クラスII〕 認証番号 230ALBZX00003000
電源：単4形アルカリ乾電池 (AAA) 2本
外形寸法：縦60mm×横32.5mm×高さ29.9mm
重量：約55g (電池含む)
ディスプレイ：有機ELディスプレイ

- ◆高い測定精度
- ◆マルチアングル機能
- ◆軽量コンパクト
- ◆ECO設定

指を入れてボタンを押すと測定を開始し、指を抜くと自動で電源が切れるエコ設計です。
※約8秒間数値を表示した後 電源が切れます。



測定イメージ




シチズン 電子体温計 CTE707-E

商品コード KA-282

3,500円 (税込3,850円)

〔クラスII〕 認証番号 227ADBZX00109000
定格及び電源：DC1.5V、LR41電池1個
電池寿命：約2800回 (予測検温の場合)、約900回 (実測検温の場合)
測温範囲：32.0~42.0℃
付加機能：メモリー機能、自動電源OFF
寸法：約22 (幅) × 139.5 (長さ) × 11 (厚さ) mm
重量：約15g (電池含む)
付属品：収納ケース、モニター用電池 (内蔵)、取扱説明書、保証書、医療機器添付文書、EMC技術資料



遮眼子

商品コード KA-334

630円 (税込693円)



視力表示棒

商品コード KA-335

1,250円 (税込1,375円)



ランドルト式 視力表

商品コード KA-316A

3m用

商品コード KA-316B

5m用

各750円 (税込825円)

〔クラスI〕



視力表 (山地式)

商品コード KA-330

3m用

商品コード KA-330B

5m用

各750円 (税込825円)

〔クラスI〕



ADC打診器 ティラーハンマー

商品コード KA-320

ブラック

商品コード KA-320B

レッド

商品コード KA-320C

ブルー

商品コード KA-320D

グリーン

各1,050円 (税込1,155円)

サイズ：19cm
ラテックスフリー



ブラック



レッド



ブルー



ADC打診器 バビンスキー

商品コード KA-398

3,100円 (税込3,410円)

サイズ：20.3cm
φ4.4cm ピン内蔵



伸縮バビンスキー

商品コード KA-399

3,500円 (税込3,850円)

サイズ：17~38cm
φ4.4cm

ラビナー式 ADC打診器

商品コード KA-397

3,100円 (税込3,410円)

32.5cm×φ4.8cm



打診器 勝沼式

商品コード KA-379

5,800円 (税込6,380円)

20×2.7cm
ピン、ブラシ付

打診器 大貫式

商品コード KA-380

4,500円 (税込4,950円)

19.5×2.7cm
バックハンマー、ピン、ブラシ付



ADC知覚計 ルーレット

商品コード KA-400

3,600円 (税込3,960円)

サイズ：8.3cm



東大式角度計

商品コード KA-305

19,500円 (税込21,450円)

長さ30cm



プラスチック 角度計

商品コード KA-306

5,150円 (税込5,665円)

長さ33cm



プラスチック 角度計B

商品コード KA-313

4,000円 (税込4,400円)

長さ19cm

選べる 2モデル

測定データを簡便にPCへデジタル転送できる無線 (Wi-Fi) モデルと無線機能なしのシンプルモデルの2種。

モービイズⅡ
(無線モデル)

モービイズ
(シンプルモデル)

表示画面に計測結果が表示されます。
(ピークホールド方式)

被験者のモチベーションアップに、チームアプローチの共通指標に。

筋力評価が手軽に実施できるモービイズシリーズ。

高精度のプッシュセンサータイプのハンドヘルドダイナモメーターです。

小型で持ち運びやすく、手軽に精度の高い筋力評価を行えます。

測定内容を最大筋力のみに絞った「シンプルモデル」、ソフトウェア「GET DATA」と組み合わせて筋力を多角的に評価・分析できる「無線モデル」からお選びいただけます。

徒手筋力計 モービイズ (シンプルモデル)

商品コード KA-498A

158,000円 (税込173,800円)

徒手筋力計 モービイズⅡ (無線モデル)

商品コード KA-498B

330,000円 (税込363,000円)

	モービイズ	モービイズⅡ
本体寸法	90 (L) × 48 (W) × 32 (H) mm	
本体質量	約 240 g (表示部+プッシュセンサー)	
測定範囲	50kgf以下	
最小単位	0.1kgf	
精度	±2%RO以下	
表示単位 (任意切替)	kgf・N (ニュートン)・lbf (ポンド・フォース)	
デジタル データ転送	×	※無線転送、USB転送は任意に切替 ※専用ソフトウェア標準付属 (OS: Win10のPCをご用意ください)
アナログ 出力機能	※専用ケーブルが別途必要	
連続使用時間	60分	40分 (充電時間1.5時間)
構成	表示部、プッシュセンサー、緩衝用パッド、ストラップ、ニッケル水素充電電池 (単4形) 1本※、充電用USBケーブル ※ニッケル水素充電電池以外は使用しないでください。	

point 1 さまざまな筋力評価が カンタン

point 2 データ表示・記録が カンタン ※モービイズⅡのみ

point 3 データ比較が カンタン



膝：伸展



股関節：伸展



肩：外転



バッテリー切れでも素早く
対応できる安心設計。



スメドレー型 握力計 100Kg

商品コード KA-499

13,000円 (税込14,300円)

アナログタイプ
【測定範囲】0～100kg
【最小目盛】500g
強力ポリカーボネイト樹脂ボディ
日本製



デジタル握力計 グリップD

商品コード KA-465

43,000円 (税込47,300円)

【測定範囲】5.0～100.0kg
【表示】液晶4桁 0.1kg単位
【オートパワーオフ機能】最終測定終了後約1分
【電源】単4乾電池2本
【連続使用時間】約100時間
【寸法】約154 (W) × 235 (D) × 62 (H) mm
【質量】約0.7kg

正確な測定

操作が簡単

結果の保存

関節可動域の測定を
スマートに。

簡単操作と正確な測定で結果
を保存し、デジタルディス
プレイで患者様へすぐにフィ
ードバックすることができます。



股関節内旋の測定



手関節屈曲の測定

角度計 イトー easyangle

商品コード KA-595

34,800円 (税込38,280円)

【クラス1】
認証番号 11B2X10041000012

定格電源	本体：DC 3.7V (リチウムイオン充電電池) 本体充電用アダプター： 【入力】AC100V 50/60Hz 【出力】DC5.0V 0.6A
電解に対する保護の形式と程度	内部電源機器、B形
サイズ	(W) 86 × (D) 38 × (H) 37 (mm)
環境条件	使用環境 10～45℃
微粒子状物質に対する保護等級	IP4X
作動時間	2週間 (12分/日使用の場合)
センサー精度	±1° (0°～180°)

●すべての関節に使用可能。ゴニオメータよりも簡単に測定ができます。
●片手での測定が可能。もう一方の手は患者様を支えることができます。
●測定結果がひと目で分かるデジタルディスプレイにより患者様にすぐに結果をフィードバックできます。



測定いき値を
アラームで
お知らせします。

正確

測定値の偏差をなく
するために、押圧が一
定になる工夫がされ
ています。

簡便

押押し置き針の数値
を読むだけで筋硬度
測定が可能です。

筋硬度計 NEUTONE

(アラーム付)

商品コード KA-480C

TDM-NA1
61,000円 (税込67,100円)

商品コード KA-480B
TDM-NA1 (DX)
70,000円 (税込77,000円)

TDM-NA1 (DX) に付属する
「DXタイプアクセサリ」



【付属品】
・専用ハードケース
・取扱説明CD-R
・専用ストラップ

筋硬度計の画期的な機構

測定子が回転可能なボール状となっていること
により、移動させての連続計測が可能です。ま
た、測定子がボール状のため、接触によるスト
レスもありません。

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

ピカミバン

灸用品

検査・測定

滅菌・消毒

オイル・

マクラー

治療室

ボスター

吸玉

治療器

温熱

健康維持・

管理

テレーン

治療補助

トレーニング

健康器具

開業準備

索引



げんきDAS (げんき Data Acquisition System)

商品コード KA-486

1,430,000円(税込1,573,000円)

ゲンキダスは、手足の指先から自律神経の反応を推測し、げんき度として表示します。反応を参考にした治療と、局所治療など一般的な治療を、じょうずに活用することを目標としています。

●痛みルートがみればわかる

患者さんにも、わかりやすい

●スポーツにも健康管理にも

全身バランス 反応点も推測

●いつもの治療器で自由診療

低周波や温熱治療器をもっと活用


抹消神経の枝にそった不調を、指先から推測して、「痛みルート」として表示します。

痛みルート、全身のバランス、反応点などを、詳細に推測しています

げんきDAS

検索

痛みの原因と思われる神経の枝や、その根もと、代謝の不調のようすを推測して、わかりやすく表示



臨床の、こんな場面に

- ぎっくり腰だけど、体調も整えたほうがよさそうな患者さんに、状況をわかりやすく説明したい。
- 不妊治療などの体質改善を、常用のつぼ療法だけでなく、その人の反応にあわせたオーダーメイド治療にしたい。
- 全身調整にひと工夫を加えたい。
- 他院との違いをアピールしたい。医療面接を充実させたい。

東洋医学も解説

自律神経の反応を推測して、つぼや体質などを、東洋医学の観点から解説しています。げんきDASは、測定用機器とアプリケーションがセットになった商品です(Windows 8以降のパソコンが必要です。パソコン、プリンタは別売。)

セルフケアの提案に

自宅でかんたんにできる鍼灸のセルフケアを紹介しましょう。画面とともに説明すれば、わかりやすく説明できます。



良導絡自律神経興奮性測定システム ノイロシステムビジョン (NSV)

商品コード KX-106C

740,000円(税込814,000円)

[クラスII/特管] 認証番号 21600BZZ00612000

●リアルタイムチャート表示・カルテ印刷

MD21から測定部位情報に従って、測定結果をリアルタイムにチャート表示し、カルテの印刷をおこないます。面倒な手作業から開放されます。

●データベース機能

keirrakシリーズ共通のデータベース形式を使用して、個人情報、データ情報の管理を行います。

●メモリーデータ処理

MD21のメモリーデータを測定後一括受信して、各処理を行うことができます。コンピュータのないところでの測定も可能となります。

良導絡の測定、良導絡チャート自動作成、解析、データの保存など、コンピュータによる良導絡自律神経測定解析システムです。NSVスタンダードは測定したデータにより「症候情報」「健康情報」「食養生」等の解析機能や、調整点表示・印刷、過去データとの多重比較等の機能を持ち合わせています。NSVはデジタル測定・治療器(ノイロソフトDS-208S)とアプリケーション(ソフト)とのセットになります。

Windows2000~Windows7対応(パソコン及びプリンタ等周辺機器は含まれません)



※にぎり導子のコードは赤色です。

ロイヤルエイト

商品コード KX-136

76,000円(税込83,600円)

[クラスII/特管]

W155mm×D102mm×H55mm 650g

超小型、軽量。

ツボ音響探索機能を持っており、良導絡測定、良導絡治療もこれ1台で可能です。探索導子、にぎり導子付。

【消耗部品】

探索導子セット	9,400円(税込10,340円)
探索導子のみ	5,400円(税込5,940円)
コードのみ	4,000円(税込4,400円)
にぎり導子セット	8,800円(税込9,680円)
にぎり導子のみ	4,800円(税込5,280円)



自律神経測定器 IW-zen

商品コード KX-103

99,000円(税込108,900円)

[クラスII/特管]

W20cm×D15cm×H7cm 約2kg(本体部)

良導絡測定・治療の基本となるモデルです。

ツボ音響探索機能、探索導子、にぎり導子、良導絡チャート、生理的範囲作成用スケール、良導絡の基礎知識付。

【消耗部品】

探索導子セット	9,400円(税込10,340円)
探索導子のみ	5,400円(税込5,940円)
コードのみ	4,000円(税込4,400円)
にぎり導子セット	8,800円(税込9,680円)
にぎり導子のみ	4,800円(税込5,280円)



良導絡調整針管 FR針管

1寸6分:5cm針用

商品コード KX-111

FR(ストッパー付)-5

商品コード KX-111B

MR(ストッパー無)-5

各7,600円(税込8,360円)

[クラスI]

良導絡治療のためのオリジナルの針管です。細い針でも刺入が簡単で、刺入時の痛みも軽減できます。治療時に針に直接触れないので清潔で、雀啄や捻針も容易に行えます。誤って術者の指先や針先を傷付けけないようにストッパーを付けました。ストッパーなしのMRタイプもあります。オートクレープ可、金属ケース付。



アスリートの最高のパフォーマンスのそばに。

健康モニタリング装置

ASTRIM FIT

商品コード KA-591

398,000円 (税込437,800円)

測定原理	近赤外分光画像計測法
測定項目	ヘモグロビン推定値 (5.0~18.0)
解析項目	血管幅、VOI (静脈酸素化指標)、指表面温度
測定時間	約40秒 / 1測定
サイズ	(W) 90 x (D) 170 x (H) 150 (mm)
重量	約450g (本体のみ、ACアダプタ、バッテリー含まず)
付属品	ACアダプタ、精度確認板 (microSDカードは含まず)
オプション	バッテリーカバー、ユビオキ

※本製品は医療機器ではありません。
本製品で測定した結果を治療、診断などの医療行為に用いることはできませんので、測定結果に関係なく病気など不安がある場合には医師の診察を受けてください。

ASTRIM FITの3つの特徴

- 採血不要だから測定時間はわずか40秒
- 単体で動作するから場所を選ばず使える
- 操作方法がシンプルだから誰でも測定可能

指を乗せるだけの40秒簡単測定

- 約40秒でヘモグロビン推定値をスピード測定。コンディションをリアルタイム把握。
- バッテリー充電式なので本体のみで測定ができ、持ち運びが簡単。

様々な使用用途に合わせて

コンディション管理

顧客サービスの充実

スポーツの現場で

栄養状態の指標として



ストレス&血管状態測定機器

Smart Pulse (スマートパルス)

商品コード KA-585

150,000円 (税込165,000円)

サイズ (mm)	幅35×奥行57×高さ40mm
重量	50g
電源	3.7V DC
バッテリー寿命	12時間以上
重要部品	本体 (Module) ×1 設置マニュアル×1 USBケーブル×1
互換性	Android ver. 4.4以上 iPhone 4S & iPad 3以上

あなたの健康な暮らしをサポート

スマートパルスをモバイル機器と連結させて測定をして下さい。たったの1分で「心」と「身体」の全体的な健康状態を簡単に測定することができます。

機能

ストレス測定

- 平均心拍数
- 心拍変異度 (Heart Rate Variability)
- 精神的&身体的ストレス
- ストレス対処能力
- 自律神経 (交感神経・副交感神経) のバランス

血管健康分析

- 動脈、及び末梢血管の弾性度

呼吸トレーニング機能

- トレーニング時間 (2~10分) 及び難易度 (5段階) を自由に調節

呼吸トレーニングの効果

- ストレスの減少

測定結果レポート

- 過去の測定結果も確認OK



※PCモニターは含みません。

自律神経&心血管健康アナライザー

MAX PULSE (マックスパルス)

商品コード KA-586

650,000円 (税込715,000円)

電気的安全性	クラスII機器、BF形装着部
電源仕様及び消費電力	100VAC、50/60Hz、0.4A
測定方法	PPGセンサーを利用して信号検出
HeartRate measurement range	30~240bpm (±2bpm)
Environment	Temperature Range
Operating Temperature	10~40℃
寸法及び (mm)	150 (W) X 135 (D) X 35 (H)
重量	690g

MAX PULSE とは？

MAX PULSE は、心拍変動と加速度脈波を使用して心血管系及び自律神経系の機能全体を測定します。結果レポートは医療関係者、技術者、および個人が心血管関連の問題を早期に発見できるように支援します。さらに、サプリメントや医薬品、セタビーなどの効果を評価するのにも役立ちます。

定期的なスクリーニングと治療 (運動、食事療法、サプリメントなど) を通じて心血管系、自律神経系、および全体的な健康状態にどのような影響を与えているのか観察できます。

ストレスは、身体的ストレス+精神的ストレスに区別され、身体的ストレスの改善が精神的ストレスを未然に防ぐにつながります。

高精度体成分分析装置
InBody 270

商品コード KA-592

750,000円 (税込825,000円)

(本体+プリンター+プリンター台)
現調及び運用操作指導 20,000円 (税込22,000円)

装置寸法: W356×L796×H995mm
装置重量: 14kg 測定時間: 15秒

汎用型の折り畳み式装置

2段に折り畳んで専用携帯用バッグに入れることで、安全且つ簡単に持ち運ぶことができます。組み立てや設置に道具もありません。測定結果が最も分かりやすくして気軽に測定できる汎用型のモデルです。

15秒測定

筋肉・体水分・体脂肪などを約15秒で測定します。複雑な操作は必要なく、痛みや不快感もありません。装置に乗って電極を握るだけです。

統計補正の排除

InBodyは性別や年齢などの統計的な情報で体成分の結果を補正しません。身長・体重・インピーダンスのみに基づいて体成分を算出します。

データマネジメント

本体に10万件の測定結果を保存できますが、データ管理ツールのLookinBody 120やLookinBody Webと運用すれば、更に利便性が向上します。

【結果項目】

[全身・部a別] 筋肉量、体脂肪量
[全身] 体重、BMI、体脂肪率、体水分量、除脂肪量、タンパク質量、ミネラル量、骨格筋量、基礎代謝量、内臓脂肪レベル、骨格筋指数 (SMI)、適正体重、筋肉調節、脂肪調節、体重調節
[その他] 体成分履歴 (8回測定結果)、インピーダンス (部位別・周波数別)

高精度体成分分析装置
InBody 380N

商品コード KA-593

1,150,000円 (税込1,265,000円)

(本体+プリンター+プリンター台)
現調及び運用操作指導 20,000円 (税込22,000円)

装置寸法: W416×L872×H1070mm
装置重量: 16kg 測定時間: 30秒

スマートに進化した折畳式装置

5・50・250kHzの3つの周波数を用いて、体成分情報を詳しく分析します。部位別筋肉量の表示形式や体成分履歴の項目を目的に応じて選択できるようになり、結果用紙カスタマイズの自由度が向上しました。

直感的なUI

UIはスマートフォンと同じフローで誰でも簡単に測定できます。

自動体重測定

InBody測定と体重測定を同時に行い測定フローがよりスムーズになります。

必要項目の履歴管理

体重・体成分項目・位相角など必要項目を5つ選択して変化を確認できます。

表示形式を切替可能

部位別筋肉量の表示形式は棒グラフと人体モデルグラフの2通りから切替できます。

【結果項目】

[全身・部位別] 筋肉量、体脂肪量
[全身] 体重、BMI、体脂肪率、除脂肪量、体水分量、タンパク質量、ミネラル量、骨ミナラル量、骨格筋量、基礎代謝量、除脂肪指数 (FFMI)、体脂肪指数 (FMI)、骨格筋指数 (SMI)、適正体重、筋肉調節、脂肪調節、体重調節
[部位別] 周囲長 (首、胸部、腹部、臀部、右腕、左腕、右太もも、左太もも)
[その他] 体成分履歴 (直近8回測定結果)、インピーダンスグラフ (部位別・周波数別)

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

カメラ・ビデオ

もぐき、灸用品

検査・測定

滅菌・消毒

オイル・クリーム

ベッド・マクラ

治療室設備

ボスター・模型・ター

吸玉

治療器

温熱

健康維持・管理

テーピング用品

治療補助用品

トレーニング

健康器具

開業準備

索引

測定機器

FAMUBO-D

超音波画像計測装置
FAMUBO-D
(ファンボ ディー)

商品コード KA-497

840,000円
税別 924,000円〔クラスII / 特管〕
認証番号 304AKBZX00002000「観る」から
「見せる」時代へお手持ちのタブレット、スマートフォンと繋ぐだけで
超音波画像計測機器に早変わりします。

コンパクトサイズで持ち運び可能

「いつでも」「どこでも」「誰でも」簡単アプリ操作

7.5MHz/10MHzの手元切り替え

鮮明な画像でカウンセリングサポート

ワイヤレス&カラードップラー！
高画質な「超音波画像計測装置」

サイズ	本体 60 (W) × 24 (H) × 156 (L) mm
重量	0.3kg
バッテリー	連続使用 3時間
プローブ	「7.5MHz/10MHzタイプ」 192elements / 32channels
ヘッド幅	50mm
測定深度	linear20 - 100mm (20/40/60/100) / Display Mod B / color
動作環境	iPad mini4以降/iPad air2以降/iPad Pro iPhone5以降/Android OS6.0以降

※スマートフォン、タブレット端末は付属品に含まれません。

FOCUS POS機能

画像深度レベルを4段階で選択可能、各部位ごとにフォーカスを2ヶ所で合わせノイズを低減し、クリアな画質で映し出します。192素子で細部を鮮明に撮れるようになりました

7.5-10.0MHz
192素子超鮮明画像パラメーター
変更

高画質カラーモードで超音波画像の指定した範囲をカラー表示（流速変化）できます。

いつでも、どこでも、簡単に。

超音波画像診断装置
SONON 500L

商品コード KA-588

1,680,000円
税別 1,848,000円〔クラスII / 特管〕
認証番号 304AGBZX00070000コンパクト&ワイヤレスな「超音波画像診断装置」が
さらなる小型・軽量化を実現。

周波数	5~12MHz
Max 深度	6cm
外形寸法	56×178×39mm
質量	280g (バッテリー含む)
イメージングモード	Bモード・カラードブラモード・PWモード・Mモード
視野幅	4cm

※スマートフォン、タブレット端末は付属品に含まれません。
※SONON 500Lと300Cのバッテリーに互換性はありません。47%
小型化

高画質&モバイル

プローブとモバイル端末のみで
使用できるため携帯性に優れ、院外へ持ち出しての検査を強力にサ
ポート。SONON 500Lは従来製品
(300L)と比べ、体積47%減、重さ
25%減と、さらなる小型・軽量化
を実現。さらに、次世代超音波エ
ンジンを搭載。有効チャンネル数
も大幅増により、ソフト・ハード
両面から画質向上を実現しました。25%
軽量化2.7倍
有効チャンネル数進化する
アプリケーションSONONはWindows、iOS、
iPadOSのアプリケーションで
動作。2018年の発売当初は搭
載していなかった機能をアッ
プデートにより追加。2画面機能、
日本語表記、PWモード、Mモ
ードなど、使用者目線で機能を追
加し、進化を続けます。

Wi-Fi 無線接続のためどこでも使用可能

プローブに内蔵したWi-Fiを使用し
て、モバイル端末 (PC、タブレット、
スマートフォン) とワイヤレス接続。
ネットワーク環境に依存しないため、
院内はもちろん、フィールドや訪問
診療など、ネットワーク環境がない
場所でも使用可能です。また、コー
ドによる煩わしさから解放され、初
めてのエコーでも当てること・見る
ことに集中できます。優れた機動性で
多様な検査ニーズに応えます。高画質、高機能ながら、
初心者にも使いやすい
やさしい操作性を装備。超音波画像診断装置
HM70 EVO


商品コード KA-594

価格 お問い合わせ下さい


〔クラスII / 特管〕
認証番号 304ADBZX00117000

販売名	HM70 EVO
外形寸法	383 (W) × 355 (D) × 367 (H) mm
質量	6.0kg (バッテリー含む)
イメージングモード	Bモード・カラードブラモード・PWモード・Mモード
構成	電源コード、ACアダプター、 バッテリー、超音波ジェル

プローブ (別売)

リニアプローブ
LA3-16AD-A※専用カートは
オプションです。

腱板 HQ-Vision



甲状腺 S-Flow

その先の高画質へ。

ハイレゾブラットフォームイメージング技術搭載。

ClearVision

ノイズ低減フィルターが輪郭を強調し
た鮮明な2D画像を生成し、精度の高い
診断をサポートします。また、ライブ
スキャンモードでは、アプリケーション
ごとに最適でスムーズなリアルタイム
映像を表示します

HQ-Vision

多少ぼけ気味で不鮮明な画像も、HQ-
Visionによって明瞭かつ鮮明な画像と
して再現。診断の精度向上に寄与します。

S-Harmonic

深度によって不均一に描画される画像のノイズを低減し、
コントラストを高めることで画像領域全体を均一な画像
として描出します。

S-Flow

S-Flowではパワードブラ法を適用し、血流速度に依存す
る表示を超え、血流をより立体的でリアルタイムに表
示し、末梢血管の構造を直感的に理解できるようにサポ
ートします。また、指向性を持たせることで従来のカラ
ードブラと比べ、ビーム角度の影響を受けず小さく遅い
血流と、長く複雑な血管検出に対する感度を高めています。



シンプルな操作で高い信頼性と安全性を実現したセミオートタイプ滅菌器

小型高圧蒸気滅菌器 ナースエース NA-220S

商品コード KF-336

378,000円 (税込415,800円)

電源	AC/100V 50/60Hz
消費電力	1.3KVA
滅菌時間	121℃：20分 132℃：5分
乾燥方式	ドア開け乾燥
乾燥時間	30分
選択モード	121℃ 滅菌乾燥 132℃ 滅菌乾燥 121℃ 滅菌のみ 132℃ 滅菌のみ
使用水	精製水・蒸留水・水道水
外形寸法	W435mm×D530mm×H345mm
チャンバー寸法	φ220×355mm
重量	23kg
付属品	スノコ・軽量カップ

清潔

滅菌処理を行うことに附属の軽量カップで水を入れる為、常に清潔な水を使用する事で衛生的です。

安全

マイコンによるエラー診断・安全弁・漏電ブレーカー・温度ヒューズといった安全機能を装備し、トラブル発生時に適切な対処をすることができます。

簡単

スライド取っ手を使用したワンタッチ・ロック機構の採用で、ドアの開閉がスムーズです。

便利

精製水・蒸留水・水道水を使用することができます。精製水・蒸留水を使用する場合は200ccの水道水を貯水槽に注いでください。〈満水になると貯水槽満水ランプが点灯しますので排水ホースを使用して排水してください。〉



シンプルな操作で故障が少ないマイコン搭載フルオートマチック

小型卓上型高圧蒸気滅菌器 サンクレーブ SGC-1500

商品コード KF-333

342,000円 (税込376,200円)

(クラスII/特管)

本体サイズ	間口358mm×奥行505mm×高さ285mm
缶体寸法	φ150mm×270mm
仕様温度	132℃ (0.2MPa)
乾燥方法	ヒーター加熱方式
保護装置	過圧、空焚、過電流
滅菌時間	10分 乾燥時間：10分
消費電力	AC100V 50/60Hz 770W
重量	約16kg
貯水タンク容量	2L

操作は簡単

被滅菌物をセットしスタートボタンを押すだけで、注水→滅菌→乾燥までの全工程を自動運転します。

※ドア開け乾燥時は扉を開きます。

良好な乾燥性能

乾燥ヒーターを搭載していますので良好な乾燥性能を発揮します。

※送風ポンプ非搭載滅菌器比べ

大きい表示ランプ

大きめの表示ランプを採用していますので、離れた場所からでも運転状況の確認が容易です。

自己診断機能

トラブルチェックはマイコンが診断。発生時はブザー音で知らせ、内容によって各々の表示ランプが点滅しますので簡単にトラブルチェックが可能です。

細心にわたる安全設計

圧力及び温度の異常上昇防止装置、定量電流安全回路等を組み込んだ安全設計ですので安心してご使用できます。



HE220



HE150

小型未包装用高圧蒸気滅菌器 スーパークレープ HE220 フルオートタイプ

商品コード KF-325

卓上タイプ (スタンダードタイプ)

485,000円 (税込533,500円)

(クラスII/特管) 認証番号 21900BZX00227000

小型未包装用高圧蒸気滅菌器 スーパークレープ HE150 フルオートタイプ

商品コード KF-338

卓上タイプ (スタンダードタイプ)

375,000円 (税込412,500円)

(クラスII/特管) 認証番号 21900BZX00225000

	HE220	HE150
外寸法 (ドアノブ含まず)	W440×D453×H367mm	W328×D392×H285mm
チャンバー寸法/容量	φ220×有効寸法330mm 有効容量約12.5L	φ150×有効寸法270mm 有効容量約4.7L
収容力	丸カスト18cm×2 平カストE-22×2 角カストL-22×1	丸カスト12cm×2
滅菌温度・時間	121℃ (20分)・132℃ (5分)	
乾燥方式・時間	ヒーター：0～99分	
電源設備	AC100V 50/60Hz	
消費電力	1,440W	650W
重量	28kg	14kg
付属品	スノコ板、排水フィルター、ナイロンたわし	



小型未包装用高圧蒸気滅菌器 スーパークレープ HF220 フルオート送風乾燥タイプ

商品コード KF-337

卓上タイプ (スタンダードタイプ)

500,000円 (税込550,000円)

(クラスII/特管) 認証番号 21900BZX00242000

外寸法 (ドアノブ含まず)：W430×D453×H367mm
チャンバー寸法/容量：φ220×有効寸法330mm 有効容量約12.5L
収容力：丸カスト18cm×2、平カストE-22×2、角カストL-22×1
滅菌温度・時間：121℃ (20～90分)・132℃ (5～90分)
乾燥方式・時間：ヒーター+送風：0～90分
電源設備：AC100V 50/60Hz 消費電力：1,440W 重量：27kg
付属品：スノコ板、排水フィルター、ナイロンたわし

滅菌時間・乾燥時間の変更が可能 ワンタッチ操作のフルオートタイプ

設定どおりにワンタッチで滅菌から乾燥まで行います。前回の設定を保持します。

送風ポンプ式乾燥

高性能送風ポンプ付で、最適な乾燥が得られます。

ワンタッチ操作のフルオートタイプ

設定どおりにワンタッチで滅菌から乾燥まで行います。

乾燥時間の変更が可能 (滅菌時間は固定)



ホワイト



ブラウン

フィフティ・ヴィジョンリー ステアライザー (デジタルタイマー付)

商品コード KF-344A 商品コード KF-344B
ホワイト ブラウン

各 18,800円 (税込 20,680円)

サイズ	外寸	W34×D22×H25cm
	庫内寸	W26×D 16.6×H17.7cm

- 便利な庫内2段式
- デジタルタイマー式ですので、つけっぱなしにはならないので、電気代の削減も可能です。
- 30分、60分、90分の3つの中からタイマー設定をお選びいただけます。
- ドアを開けた時には、目の保護用で紫外線の照射は安全停止いたします。

3段階のタイマー付きで便利なステアライザーです。

FV-209Yステアライザー消毒器 (デジタルタイマー付き) は、デジタルタイマー機能付きステアライザー (消毒器) です。使用中にドアを開けると、自動的にランプが消灯する安全機能付きなので、施術者の目にも優しい設計です。



殺菌灯付保管庫 DM-5

商品コード KF-335

39,000円
(税込 42,900円)

電源	単相 AC
定格電圧	100V
定格消費電力	13W
定格周波数	50/60Hz (切替式)
使用殺菌灯	10W 1灯
外寸法	W425×D245×H372mm
重量	7.3kg



タイジ ステリキャビ STR-35

商品コード KF-343

230,000円 (税込 253,000円)

定格電圧	単相 100V	50-60Hz
消費電力	22W	
外形寸法	W450×D419×H616mm	
庫内寸法	W350×D250×H400mm	
庫内容量	35リットル	
殺菌灯	10W×2灯 (殺菌線 253.7nm)	
モード選択	連続運転/タイマー設定 (10~60min で調整可)	
トッテ	抗菌樹脂	
付属品	棚皿 4枚、変換プラグ 1個	
質量	15.5kg	

253.7nmの殺菌線を発生させる 10W の強力な殺菌灯を 2灯搭載 !!

抗菌樹脂のトッテで開け閉めも安心!

連続運転と安心なタイマー運転をオペレーションに合わせて切り替え可能!

殺菌線で安全に強力殺菌!!



紫外線 (殺菌ランプ)

商品コード KF-208

GL15W (長) 45cm

4,180円 (税込 4,598円)

商品コード KF-209

GL10W (短) 33.5cm

3,650円 (税込 4,015円)

商品コード KF-206B

GL6W 21cm

1,900円 (税込 2,090円)



点灯管

(グロウランプ)

商品コード KF-210

FG-7P

300円 (税込 330円)



エルク滅菌バック (ロールタイプ)

商品コード KF-321A

5cm×200m

6,400円 (税込 7,040円)

商品コード KF-321D

15cm×200m

19,500円 (税込 21,450円)

商品コード KF-321B

7cm×200m

9,400円 (税込 10,340円)

商品コード KF-321E

20cm×200m

25,600円 (税込 28,160円)


商品コード KF-321C

10cm×200m

13,300円 (税込 14,630円)

※ 滅菌バック用シーラー (別売) が必要です。

- 蒸気滅菌・酸化エチレンガス滅菌の両用に使用できます。
- 片面に透明着色フィルムを採用しておりますので、シールされた部分がくっきりとブルーのラインになり、万一シール不完全の場合でも一目でわかります。
- 滅菌後の細菌侵入を防止し、長時間無菌状態を保持します。



◀ 滅菌バックホルダーを入れた場合の使用例。

滅菌バック (200枚)

商品コード KF-313A

SA-3

1,900円 (税込 2,090円)

20cm×9.5cm

商品コード KF-313B

SA-4

2,200円 (税込 2,420円)

20cm×11cm



滅菌バック用 シーラー

商品コード KF-312

22,000円 (税込 24,200円)

滅菌バックを熱により圧着させる器具。シーラーにより圧着後、オートクレーブ等で消毒いたします。



超音波洗浄器 KS-120N

商品コード KF-112

72,000円 (税込 79,200円)

外寸法	W263×D163×H225mm
槽寸法	W235×D140×H100mm
出力	60W
周波数	28kHz
タイマー	0~15分
電源	AC100V
消費電力	100VA
重量	3.0kg
付属品	カゴ



シチズン超音波洗浄器 SWT710

商品コード KF-115

16,000円 (税込 17,600円)

超音波周波数	40kHz
振動子	2個
寸法	約220(幅)×138(奥行)×141(高さ)mm
質量	約1,270g、電源コード：約60g
洗浄槽内寸法	約180(幅)×87(奥行)×58(高さ)mm
洗浄槽容量	約800mL、上限基準線：約650mL、下限基準線：約200mL
タイマー	5段階 (60秒、120秒、180秒、240秒、300秒)

- 2つの振動子を持つ強力洗浄。左右別々の物を洗浄するにも有効です。
- 5段階オートタイマー機能。
- 過熱を防ぐ保護回路 (サーモスタット) が付いた安全設計。
- 取り外し可能電源コード。



ハリ皿

商品コード KH-405

中

1,200円 (税込1,320円)

13×6cm
ステンレス製

商品コード KH-406

小

1,100円 (税込1,210円)

12×5cm
ステンレス製

舟型波付針シャーレ

商品コード KH-401

大

1,550円 (税込1,705円)

13.9×8.9cm
ステンレス製

商品コード KH-402

小

1,400円 (税込1,540円)

12×6.4cm
ステンレス製

舟型シャーレ

商品コード KH-442

950円 (税込1,045円)

11×3.5cm ステンレス製



鍼シャーレ波型

商品コード KH-444

1,000円 (税込1,100円)

商品コード KH-444B

シャーレのフタ (右側)

1,000円 (税込1,100円)

商品コード KH-444C

フタ付セット

1,500円 (税込1,650円)



針灸具バット

商品コード KH-418

(手札) 15.8×12.8×2.5cm

1,150円 (税込1,265円)

商品コード KH-421

(15枚取) 29.7×23.2×5cm

2,350円 (税込2,585円)

商品コード KH-419

(キャビネ) 21×17×3cm

1,450円 (税込1,595円)

商品コード KH-422

(12枚取) 32.5×26×5.3cm

2,800円 (税込3,080円)

商品コード KH-420

(21枚取) 24.8×20.7×3.8cm

1,850円 (税込2,035円)



フタ付バット (両面使用可)

商品コード KH-430

1号 21×15×4cm

3,300円 (税込3,630円)

商品コード KH-433

4号 30×24×4cm

5,200円 (税込5,720円)

商品コード KH-431

2号 24×18×4cm

3,800円 (税込4,180円)

商品コード KH-434

5号 33×27×4cm

6,500円 (税込7,150円)

商品コード KH-432

3号 27×21×4cm

4,300円 (税込4,730円)



綿球容器

商品コード KF-525

φ10×5.7cm

2,960円

(税込3,256円)

商品コード KF-524

φ9×5.5cm

2,700円

(税込2,970円)



針具皿

商品コード KH-409A

(8インチ) 14×20×1.5cm

900円 (税込990円)

商品コード KH-409C

(10インチ) 17.5×26×1.6cm

1,100円 (税込1,210円)

商品コード KH-409B

(9インチ) 15.5×22×1.5cm

1,000円 (税込1,100円)

商品コード KH-409D

(11インチ) 20.5×28.5×1.7cm

1,200円 (税込1,320円)

膿盆

商品コード KF-517

(大) 22.5×12.5cm

800円 (税込880円)

商品コード KF-515

(小) 20×10.7cm

600円 (税込660円)

商品コード KF-516

(中) 21.5×11.5cm

700円 (税込770円)



ステンレスシャーレ

商品コード KH-423

1,430円 (税込1,573円)

φ9×2cm ステンレス製



ステンレス万能ツボ

商品コード KF-521

大

3,700円 (税込4,070円)

8×9cm 500cc



商品コード KF-522

中

3,100円 (税込3,410円)

7×7.5cm 250cc



商品コード KF-523

小

2,460円 (税込2,706円)

5×6cm 125cc



ハンドラップ

商品コード KF-509

150cc

2,000円 (税込2,200円)



万能ツボ (ガラス) 500cc

商品コード KF-513

透明

7,000円 (税込7,700円)

9×11cm

商品コード KF-514

茶

7,000円 (税込7,700円)

9×11cm



万能ツボ (ガラス) 250cc

商品コード KF-513B

透明

4,500円 (税込4,950円)

7.5×9cm

商品コード KF-514B

茶

4,500円 (税込4,950円)

7.5×9cm



ガラス管 (耐熱性)

商品コード KH-417C

10本

2,000円 (税込2,200円)

外径16.5×100mm ゴムキャップ付



プラスチック管 (A)

商品コード KH-417A

(針入れ) 丸底

20本

2,200円 (税込2,420円)

外径14×100mm

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

カミバン

灸用品

検査測定

滅菌・消毒

オイル・クリーム

ベッド・マクラ

治療室設備

ボスター・模型

吸玉

治療器

温熱

健康管理・管理

テーピング用品

治療補助用品

トレーニング

健康器具

開業準備

索引

消毒(防護)

医薬品 速乾性手指消毒剤

ヒビスコールS

忙しい中で行われる手指消毒は、
簡便で、効果の確実なことが重
要です。

サラヤのご提案「ヒビスコール
S」と専用の「加圧噴射式手指消
毒器」による噴射法は、この条件
に適した手指消毒法です。

噴射ポンプ付



500mL

1L

補充用



5L

ヒビスコールS

商品コード 801-101

500mL

2,470円
(税込 2,717円)

商品コード 801-103

5L

18,480円
(税込 20,328円)

商品コード 801-102

1L

4,140円
(税込 4,554円)

外観：無色透明液体
臭気：エタノール臭
比重：0.855～0.875 (d 15)
濃度：滅菌剤濃度 0.18～0.22%

ノンエンベロープウイルス[®]を含む、 幅広い微生物に効果的

アルコールベースの手指消毒剤です。PHを酸
性に調整しており、ノンエンベロープウイル
スを含む幅広い微生物に作用します。

※脂質膜構造を持たず、一般的に消毒剤抵抗性が高
いウイルス

使い心地のよい低粘度ジェル

べりが良く、手指にすばやく広がります。べ
たつかず、さらとした使い心地で、使用後
も作業の妨げになりません。

手荒れに配慮

保湿成分としてグリセリン、ミリスチン酸イ
ソプロピル、アラントインを配合し、手荒れ
に配慮しています。



60mL



250mL ポンプ付



500mL 扁平 ポンプ付

ウィル・ステラVHジェル

商品コード KF-291D

60mL

320円
(税込 352円)

商品コード KF-291C

500mL

1,700円
(税込 1,870円)

商品コード KF-291B


250mL

1,090円
(税込 1,199円)

指定医薬部外品

ノンエンベロープ ウイルスに効く

ノンエンベロープウイルスで汚染さ
れた手に対する効果(作用時間15秒)



アルペット 手指消毒用

商品コード KF-649

1L 噴射ポンプ付

1,520円 (税込 1,672円)

商品コード KF-650

5L

6,530円 (税込 7,183円)

指定医薬部外品



Etak フルプロテクション ZERO 業務用2L

商品コード KB-363

容量 2L

5,500円 (税込 6,050円)

除菌バリアが 長時間持続!

細菌・ウイルス 気になる所に!!

ノンエンベロープウイルスなど のアルコール抵抗性ウイルス にも効果的な手指消毒剤です!

有効成分
エタノール

添加物
リン酸

有効成分エタノールに、添加物としてリン酸を配
合した弱酸性の速乾性すり込み式手指消毒剤であ
り、ウイルス(ノンエンベロープウイルス・エン
ベロープウイルス)・一般細菌・真菌等、広範囲
な微生物に対して迅速な作用が期待できます。



ラビショット

商品コード 801172N

500mL

1,300円 (税込 1,430円)

商品コード 801173N

1000mL

1,650円 (税込 1,815円)

第3類医薬品

弱酸性



ユタカ アルコール70

商品コード KF-638

5L

お渡し価格

3,000円
(税込 3,300円)

エタノール濃度 約70～
72% (vol)

※ 医薬品ではありません。



サラサイド 除菌クロス

商品コード KF-286A

80枚入容器

560円 (税込 616円)

サイズ：140×210mm/1枚



ベッド廻りを
これ1枚で洗浄・除菌
細菌・ウイルスを
強力に除去
タンパク汚れ、油脂汚れ
にも効果を発揮



3つの成分が相乗
作用を発揮します!!

プロテクト X2

商品コード KF-275B

250mL

3,990円
(税込 4,389円)



皮膚保護
クリーム

保護作用を強化しました

従来の皮膚保護クリームには見られ
ない、保護膜成分を3種類配合した製
品です。手洗い・消毒による皮膚へ
の刺激を、しっかりブロックします。

皮膚をすこやかに保ち、うるお いを与える成分を配合しました

医薬部外品としての有効成分を2種類
配合して、ひび、あか切れ、しもや
けを防ぎますので、いっそうすこや
かな手肌で医療・介護業務にお取り
組みください。

爽やかな使用感を実現しました

保護効果と使用感のバランスを取るこ
との難しさを解決しました。さらさら
とっとりの絶妙なバランスを実感し
てみてください。



サラヤ サージカルマスク 50枚ホワイト

商品コード KF-627A

50枚
850円(税込935円)【サイズ(フリーサイズ)】
W175mm×H95mm【素材】
ポリプロピレン不織布(本体、
フィルター)、ポリエステル
(イヤーストラップ)、ポリエチ
レン(ノーズピース)

医療用マスクの
米国規格
ASTM-F2100-19 適合



グリーンマスク

商品コード KF-632

1本50mL

700円(税込770円)

【原材料】エタノール、水
天然メントール、ハッカ油

100%
天然の
香り

マスクにワンプッシュ

エタノールと天然メントール
配合のミントスプレー

天然メントール配合、エタノール77%配合の冷感&除菌マスク用スプレーです。
マスクを手を持ち、外側からワンプッシュするだけでOK。
エタノール配合で、不織布マスクにも浸透。
小さいですが、1プッシュだけで強烈な爽快感！
300プッシュ以上使用できるので、マスク以外の口臭や、家庭の虫除けにもお気軽に。



New タウパービアンカS (ペーパータオル)

商品コード KF-293

1箱7,000枚入り(200枚×35袋)

7,000円(税込7,700円)

サイズ: 220×170mm(2つ折)
再生紙※初回注文の場合、
ペーパーホルダーが
サービスで付きます。▶指先から手首まで
フィット!

介護・調理・清掃などの作業に最適
優れた強度と伸び率!

プラスチック
グローブ
CPEグローブ

40%アップ!

伸び率

イワツキ CPEグローブ

商品コード KF-631

100枚入

L(幅110mm×長さ255mm)

各700円(税込770円)

ラテックスフリー
パウダーフリー
※取扱いはLサイズのみとなります。装着しやすい
内エンボス加工

食品衛生法適合

薄手
200枚入

左右兼用

●ラテックスフリー
●パウダーフリー

タケトラ® ニトリル手袋

商品コード KF-230

200枚入

各2,100円(税込各2,310円)

【クラスI】

サイズ	全長×手のひらの幅
SS	240mm×78mm
S	240mm×85mm
M	240mm×97mm
L	240mm×106mm

様々な処置や検査に使える
レギュラータイプ

●パウダーフリー
●ラテックスフリー
●左右兼用厚み:
指先0.06mm
掌0.05mm

極薄素材を採用し、
しなやかなフィット感を実現

サラヤ ニトリルグローブ ソフトフィット

商品コード KF-294

250枚入

各3,000円(税込3,300円)

【クラスI】

サイズ	全長×手のひらの幅
XS	230mm×75mm
S	230mm×85mm
M	230mm×95mm
L	230mm×105mm

針の刺入の際、
親指と人指指に装着

クリーンフィング(ラテックス製)

商品コード KF-274

Sサイズ(1袋4指入×100袋入)
内径約15mm、厚さ0.1mm、長さ63mm

商品コード KF-223

Mサイズ(1袋4指入×100袋入)
内径約18mm、厚さ0.1mm、長さ63mm

商品コード KF-224

Lサイズ(1袋4指入×80袋入)
内径約20mm、厚さ0.1mm、長さ70~75mm

各5,000円(税込5,500円)



指サック

商品コード KF-295

大18φ 1000個入

商品コード KF-296

小15φ 1000個入

各4,500円
(税込4,950円)

日本製

一光の スキนครリーム

商品コード KF-618

65g

1,200円(税込1,320円)

外寸: 57×34×122mm
重量: 76g(容器含む)

商品コード KF-617

210g

2,200円(税込2,420円)

外寸: 87×87×62mm
重量: 280g(容器含む)

こってりなのにベタつかない。

11種類のハーブエキス配合。

お肌により植物エキスばかりを集め、クリームにしました。





日本製



65g



210g

お子様の
肌トラブルで
お悩みの方季節の
変わり目など、
敏感肌で
お悩みの方主婦湿疹・
アカギレで
お悩みの方乾燥による
背中のカサカサ、
かゆみで
お悩みの方足のかかと
のガサガサ
(古い角質)
でお悩みの方

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

カミバン
ピンセットもくき
灸用品

検査測定

滅菌・消毒

オイル・
クリームベッド・
マクラ治療
設備ボスター
模型

吸玉

治療器

温熱

健康維持・
管理テレー
用品治療補助
用品

トレーニング

健康器具

開業準備

索引



湿性導子パッド専用除菌洗浄液 パッドクリーナー

商品コード KF-273

2L ボトル

4,100円（税込4,510円）

成分：サリチル酸、界面活性剤

湿性導子パッド専用の除菌 洗浄液『パッドクリーナー』

パッドクリーナーの特徴

- 優れた洗浄力を持つ界面活性剤にサリチル酸を配合し、除菌効果をプラスしました。
- 素材（導子パッド）に対する影響が少ない配合です。
- 泡切れがよく、使いやすい洗浄液です。

無リン

低周波治療器用導子パッドの汚れや雑菌をそのまま放置すると、パッドにぬめりが生じ、また、雑菌の繁殖による悪臭や感染の原因となります。

低泡性

この『パッドクリーナー』は、デリケートな湿性導子パッドを除菌洗浄する専用の洗浄液です。整骨院などでご利用ください。



ChuChu チュチュつけるだけ

商品コード KF-641

1100mL

1,100円（税込1,210円）

つけるだけ

1回の調製で24時間有効

器具をよく洗ってからしっかりすすぎ、調製液に1時間以上つけてください。

ゴム製品は1時間を目安に取り出すことをおすすめします。

商品の裏面には、1L、3Lの調製液の作り方を記載しております。（125ppm）

安全

すぎ
不要

簡単

経済的

チュチュつけるだけの特徴

- 1回の調製で24時間有効。
- 食品添加物：次亜塩素酸ナトリウム製剤1w/v%
- ドボットででない中栓付き。
- キャップの内側に計量目盛付き。



500mL

4L



タイサリート・プラス 詰め替用

商品コード KF-284B

480mL×4袋

4,200円（税込4,620円）

サリチル酸 配合



●サリチル酸 配合



2L

4L

器具防錆清浄液 タイフレッシュ・エースNeoⅡ

商品コード KF-285A

2L

6,500円（税込7,150円）

商品コード KF-285B

4L

12,800円（税込14,080円）

- NAP-30（N-アルキルアミノプロピルグリシン）
- サリチル酸
- 非イオン界面活性剤
- 防錆材



衣類用洗浄剤 タイフレッシュ・ユニV

商品コード KF-215C

2L

3,800円（税込4,180円）

成分：NAP-30（N-アルキルアミノプロピルグリシン）、高級アルコール系界面活性剤、香料



タイフレッシュ・アルコール液

商品コード KF-292

2L

5,400円（税込5,940円）

成分：NAP30（N-アルキルアミノプロピルグリシン）、エタノール、イソプロピルアルコール、その他

