



棚板部分はオリジナル粉体塗装仕上げ。

支柱部分は清潔感溢れるクロムメッキ加工



## スマートワゴン

商品コード KT-279

28,800円 (税込31,680円)

幅: 55cm 奥行: 36cm  
高さ: 70cm  
重量: 約9kg 耐荷重: 約60kg  
組み立て式

- 支柱部分は清潔感溢れるクロムメッキ加工。
- 棚板部分はオリジナル粉体塗装仕上げ。
- 直径7cmの大型キャスターで移動も簡単。
- ストッパーでしっかり固定。

移動が  
スーイスイ  
直径7cmの大型  
キャスター使用



丈夫で組立がかんたん!  
治療室にスマートに映える  
器械卓子

安全固定  
ストッパーで  
しっかり固定

ステンレス  
ワゴン  
20型 (2段)

商品コード KT-211

49,000円

(税込53,900円)

W44.5×D32.5×H81cm

ステンレス  
ワゴン  
30型 (3段)

商品コード KT-210

56,000円

(税込61,600円)

W44.5×D32.5×H81cm

ツーワゴン (3段)  
(キャスター付き)

商品コード KT-273

36,600円

(税込40,260円)

幅: 55cm  
奥行: 36cm  
高さ: 90cm  
重量: 約12kg  
総耐荷重: 約60kg

- 支柱部分は清潔感溢れるクロムメッキ加工。
- 棚板部分はオリジナル粉体塗装仕上げ。
- 直径4cmの単輪キャスターで移動も簡単。(キャスター付き)



## 上下肢台

商品コード KT-220

22,500円

(税込24,750円)

45~79cm

## レザーカバー

商品コード KT-220B

1,600円

(税込1,760円)



## 脱衣カゴ・PX

商品コード KT-404

ホワイト

商品コード KT-404B

ブルー

各8,800円 (税込9,680円)

45×36×56cm (脚ゴム付)



## ニューアトム

商品コード KT-086A

(小)

25,000円

(税込27,500円)

高さ 38~50cm  
重量 約2.8kg

【共通使用】

クッションサイズ: 幅15cm 奥行24cm 高さ5/7cm  
※肢体用クッションはフラット面とアール面が使えます。

オリジナルレザー (18色対応)

※レザー色をご指定ください。[下記参照]

- 3cm間隔の5~11段階調節可能な新機能の安全ストッパー式を採用。
- 用途に応じてアール面とフラット面が使えるリバーシブルクッション。

オリジナルレザー (18色よりお選びいただけます。) メディカル専用として開発された実績のあるベーシックなビニルレザーです。

白 クリーム アイボリー スカイブルー ライトブルー メディブルー ピンク レッド イエロー オレンジ ライトグリーン ライムグリーン 抹茶 メディグリーン グレー ライトブラウン 茶 黒

耐アルコール機能・耐次亜塩素酸機能・抗菌機能・防汚機能・難燃機能・RoHS対応

## ニューアトムフェイス

商品コード KT-087

32,000円 (税込35,200円)

幅 28cm 奥行 28cm 高さ 50~71cm  
重量 約5kg

オリジナルレザー (18色対応)

※レザー色をご指定ください。[下記参照]

- 無孔ベッドでもうつ伏せ施術が受けられる縦型調整式ヘッド付き。
- 3cm間隔の8段階調節可能な新機能の安全ストッパー式を採用。



## 脱衣カゴ・PC

商品コード KT-403

ホワイト

商品コード KT-403B

ブルー

各9,700円 (税込10,670円)

45×36×61cm (キャスター付)



## 脱衣カゴ・PU

商品コード KT-402

ホワイト

商品コード KT-402B

ブルー

各8,600円 (税込9,460円)

48×35×24cm (キャスター付)

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

カミバン

ビスケット

もぐき

灸用品

検査測定

滅菌・消毒

オイル・

マクラー

治療室

模型・

ボスター

吸玉

治療器

温熱

健康管理

テレーピング

治療補助

用品

トレーニング

健康器具

開業準備

索引



## スリッパ・オシボリ



ブラウン

### ホットメイトS タオルウォーマー

商品コード KT-854A	商品コード KT-854D
ビュアホワイト	ミルクティ
商品コード KT-854B	商品コード KT-854E
クールピンク	ブラウン
商品コード KT-854C	
シルバーグレー	

各 16,000円 (税込 17,600円)

サイズ (cm): 外寸: W35×D28×H26cm  
内寸: W27×D18×H14cm  
重量: 約4kg 庫内容量: 7.5L

#### コンパクトタイプ

おしぼり 約35本	フェイスタオル 約10本
--------------	-----------------



ビュアホワイト



シルバーグレー

### ホットメイトL タオルウォーマー

商品コード KT-855A	商品コード KT-855C
ビュアホワイト	シルバーグレー
商品コード KT-855B	商品コード KT-855D
クールピンク	ミルクティ

各 23,000円 (税込 25,300円)

サイズ (cm): 外寸: W45×D28.5×H35.5cm  
内寸: W37×D17.5×H25cm  
重量: 約6kg 庫内容量: 18L



クールピンク

#### 2段構造で収納し易い!

おしぼり 約75本	フェイスタオル 約30本
--------------	-----------------



タテ置き  
ヨコ置き  
両対応タイプ

ミニキャビ

### HC-6 (スタイリッシュシリーズ)


HOT おしぼり約32本 フェイスタオル約10本

### ミニキャビ HC-6 (スタイリッシュシリーズ)

商品コード KT-484E	商品コード KT-484G
HC-6 (SUS) ステンレス	HC-6 (K) ブラック
商品コード KT-484F	
HC-6 (M) 木目	

各 48,000円 (税込 52,800円)

定格電圧: 単相100V 50/60Hz  
消費電力: 120W  
温度調節: バイメタル式サーモスタット  
庫内温度: 標準温度70~80℃  
安全装置: 温度ヒューズ  
外形寸法 (mm): 幅: 300 奥行: 307 高さ: 230  
庫内寸法 (mm): 幅: 220 奥行: 220 高さ: 135  
庫内容量: 6リットル 質量: 4kg  
付属品: 棚皿1、ドレン受け1



### KNオシボリ グラスグリーン

商品コード KT-980  
12枚  
800円 (税込 880円)

サイズ: 約28×28cm 80枚  
原産国: ベトナム  
素材: 綿100%



抗菌レザー使用  
(レザーに抗菌剤を入れてあります)

#### ●名入りスリッパのご案内

名入れができるのは2組以上です。  
文字色: 金、銀、白の何れかを指定下さい。  
6足1組で2組からです、色をご指定下さい。

2組 (12足) 以上の場合 1足につき 300円 (税込 330円)  
4組 (24足) 以上の場合 1足につき 100円 (税込 110円)

●カラーバリエーション5色: A ベージュ B ワイン C グリーン D ブラウン E ネイビー



◀5215

### 抗菌スリッパ 1組6足

商品コード KT-821	商品コード KT-822
5215 (Mサイズ) 長さ: 25.5cm	5216 (Lサイズ) 長さ: 27cm
5,520円 (税込 6,072円)	6,000円 (税込 6,600円)
(5色: A~E) ノーマル型	



◀5225

### 抗菌スリッパ 1組6足

商品コード KT-827	商品コード KT-828
5225 (Mサイズ) 長さ: 25.5cm	5226 (Lサイズ) 長さ: 27cm
6,000円 (税込 6,600円)	6,480円 (税込 7,128円)
(5色: A~E) 前アキ・ノーマル型	

前アキ



◀5212

### 抗菌スリッパ 1組6足

商品コード KT-819	商品コード KT-820
5212 (Mサイズ) 長さ: 25.5cm	5213 (Lサイズ) 長さ: 27cm
7,920円 (税込 8,712円)	8,640円 (税込 9,504円)
(5色: A~E) スポンジ底	



◀5222

### 抗菌スリッパ 1組6足

商品コード KT-823	商品コード KT-824
5222 (Mサイズ) 長さ: 25.5cm	5223 (Lサイズ) 長さ: 27cm
7,920円 (税込 8,712円)	8,640円 (税込 9,504円)
(5色: A~E) 前アキ・スポンジ底	

前アキ



SSDX

SSDX-V

### スリッパ殺菌 ディスペンサー

商品コード KT-843A  
SSDX (ブルー)

商品コード KT-843B  
SSDX-V (ベージュ)

製造終了

電源電圧: AC100V  
周波数: 50/60Hz  
(スイッチによる  
切替式)  
消費電力: 60VA  
外径寸法: 横341×奥行  
445×  
高さ1,207mm  
重量: 31kg  
紫外線照射量: 100 μW /  
cm²以上  
スリッパ収納数: 10足  
使用環境条件: 10~40℃

専用スリッパをご使用ください。



ブルーグレー

ミントグリーン

ワインレッド

ココアブラウン

### クリーンな空間 の味方です

いつでも殺菌済みの  
クリーンなスリッパを...  
コンパクトな設計ですので  
狭いスペースでも設置でき  
ます。玄関回りが整頓でき  
施設の清潔感をアピールで  
きます。  
使用済みのスリッパを本体  
上部の返却口に置くと返却  
口が開き、スリッパがボッ  
クス内に収容されます。  
ボックス内に収容されてい  
る間、紫外線殺菌灯に殺  
菌され、スリッパの裏側、  
内側とも均一に殺菌します。

付属品

専用スリッパ(10足)、専用マット、  
付属シール、クリーナーセット





## 鍼灸カルテ

商品コード KA-421

B5 (100枚束)

750円 (税込825円)

商品コード KA-421B

A4 (100枚束)

750円 (税込825円)



## 最新鍼灸カルテ

商品コード KA-422

B5 (100枚束)

750円 (税込825円)

商品コード KA-422B

A4 (100枚束)

750円 (税込825円)



## 治療日誌

商品コード KA-425

B5 (100枚束)

750円 (税込825円)

商品コード KA-425B

A4 (100枚束)

750円 (税込825円)



## 良導絡カルテ

商品コード KA-424

B5 (100枚束)

1,300円 (税込1,430円)



## 臨床カルテ

商品コード KA-426

B5 (100枚束)

750円 (税込825円)

商品コード KA-426B

A4 (100枚束)

750円 (税込825円)



## 予診表

商品コード KA-427

B5 (100枚束)

750円 (税込825円)

商品コード KA-427B

A4 (100枚束)

750円 (税込825円)

スチールカルテ棚  
一列16段 A4-116

商品コード KT-841

A4サイズ

43,200円 (税込47,520円)

W277×D350×H700cm

スチールカルテ棚  
二列10段 A4-210

商品コード KT-842

A4サイズ

64,800円 (税込71,280円)

W554×D350×H880cm

握りやすい  
持ち手くっきりと  
した印面

## 人体ゴム印 (プラニギリ台)


商品コード KA-430

1箱12種入り

18,000円 (税込19,800円)

本体、握り、中仕切: PS再生樹脂 100%

ゴム印は計12種あります。



※ 赤字はゴム印のサイズをミリ表示。ゴム印上の文字ではありません。

反応点、治療点  
の記載に便利で、  
カルテを合理的  
に使用。

## 診療券受 I 型

商品コード KT-414

8,500円 (税込9,350円)

9.5×12×15cm



## 保険証診療券受

商品コード KT-419

10,000円 (税込11,000円)

13×12×16cm

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

カニバン、  
ピシセットもくせ、  
灸用品

検査測定

滅菌・消毒

オイル・  
クリームベッド・  
マクラ治療室  
設備模型・  
ポスター

吸玉

治療器

温熱

健康維持・  
管理テレーシング  
用品治療補助  
用品

トレーニング

健康器具

開業準備

索引



## 患者着

### 抗菌×防臭×速乾

#### 多機能搭載の患者着

丈夫でシワになりにくいポリエステル生地を採用。  
男女兼用フリーサイズ。

**前方**  
ファスナー式  
胸部の診察に最適

**後方**  
マジックテープ式  
診察部位に合わせて  
開くことができる

### 患ジャギ2P

商品コード KT-063

4,800円(税込5,280円)

フリーサイズ(中国製)  
材質:ポリエステル100%(抗菌防臭加工済み)

▼4色よりお好みのカラーをお選びいただけます。[抗菌防臭加工済み]

グリーン ブルー ピンク ブラウン

■伸縮性の高い生地を採用した抗菌防臭機能付き患者着の上下セット。  
■前方ファスナー式。後方マジックテープ式。人気のカラー4色限定。

### 検診・触診がスムーズ

#### フルオーバー前後開きタイプ

丈夫でシワになりにくいポリエステル生地を採用。  
男女兼用フリーサイズ。

検診時に  
肌の露出が少なく  
女性にやさしい

### a患ジャギ2PMD

商品コード KT-064

9,800円(税込10,780円)

フリーサイズ  
材質:ポリエステル100%(抗菌防臭加工済み)

▼4色よりお好みのカラーをお選びいただけます。[抗菌防臭加工済み]

グリーン ブルー ピンク ブラウン

### a MD用上着

商品コード KT-064A

7,700円(税込8,470円)

### b MD用パンツ

商品コード KT-064B

3,600円(税込3,960円)

■伸縮性の高い生地を採用した抗菌防臭加工付きの重ね合わせ式患者着。  
■前後共に生地を重ね合わせて素早く簡単に開閉可能な独自縫製を採用。

### 患者着1PSD

商品コード KT-088

9,200円(税込10,120円)

フリーサイズ  
材質:綿100%(防縮加工)

▼綿カラー(7色対応)をご指定ください。

白 グリーン ブルー ピンク イエロー キャメル ブラウン

A B C D E F G

■後方マジックテープ式。背中を中心の治療に適した廉価版タイプ。  
■鍼灸治療にも最適な後方オープン機能付きの綿100%防縮加工済み。

サイズ[単位:cm]

サイズ	着丈	胸囲	袖丈
フリーサイズ	104	130	42

### 患者衣 じんべい型(上衣)

SG-1441(男女兼用)

商品コード KT-721

3,150円(税込3,465円)

カラー:ピンク、ブルー、グリーン

着丈	バイピングカラー
S 67	エンジ
M 70	オレンジ
L 73	ブラウン
LL 76	グリーン
EL 77	ネイビー

### 患者衣 ズボン

SG-1443(男女兼用)

商品コード KT-722

2,600円(税込2,860円)

カラー:ピンク、ブルー、グリーン

ヒップ	股下	バイピングカラー
S 102	55	エンジ
M 112	60	オレンジ
L 122	65	ブラウン
LL 132	70	グリーン
EL 142	75	ネイビー

### 患者着 クローバー ロングF型

商品コード KT-716

サイズ(C)  
6,300円(税込6,930円)

サックス(A)、ピンク(B)  
製造終了

●サイズ:フリー  
●カラー:サックス、ピンク、  
サイズ  
●前方、後方、左側オープン可  
綿35%、ポリエステル65%

### 患者着クローバー ロングS型

商品コード KT-717

背あきタイプ  
5,100円(税込5,610円)

●カラー:サックス、ピンク、  
サイズ  
綿35%、ポリエステル65%





オリジナルレザー(18色よりお選びいただけます) メディカル専用として開発された実績のあるベーシックなビニルレザーです。

白 クリーム アイボリー スカイブルー ライトブルー メディカルブルー ピンク レッド イエロー オレンジ ライトグリーン ライムグリーン 抹茶 メディカルグリーン グレー ライトブラウン 茶 黒

耐アルコール機能・耐次亜塩素酸機能・抗菌機能・防汚機能・難燃機能・RoHS対応

## SNスミス

商品コード KT-077A

(01)

29,000円(税込31,900円)

座幅(cm): 40・45 座高: 40  
長さ(cm): 80・90・100・110・120

【共通仕様】

重量: 約16kg(長さ150cm製作時) クッション厚: 2cm 組立式・工具付

オリジナルレザー(18色対応) ※レザー色をご指定ください。

■コストパフォーマンスを追求した背無しタイプの廉価版待合室ベンチ。  
■搬入&組立て設置が容易な軽量化を実現。安心と安定のある外脚仕様。

商品コード KT-077B

(02)

37,000円(税込40,700円)

座幅(cm): 40・45 座高: 40  
長さ(cm): 130・140・150・160・170・180



▲簡単組立!  
座シート内に収まる  
背部&脚部

オリジナルレザー(18色よりお選びいただけます) メディカル専用として開発された実績のあるベーシックなビニルレザーです。

白 クリーム アイボリー スカイブルー ライトブルー メディカルブルー ピンク レッド イエロー オレンジ ライトグリーン ライムグリーン 抹茶 メディカルグリーン グレー ライトブラウン 茶 黒

耐アルコール機能・耐次亜塩素酸機能・抗菌機能・防汚機能・難燃機能・RoHS対応

## STスミス

商品コード KT-078A

(01)

42,000円(税込46,200円)

座幅(cm): 40(全幅50)・45(全幅55)  
長さ(cm): 80・90・100・110・120  
座高(cm): 40(全高72)

【共通仕様】

重量: 約24kg(長さ150cm製作時) クッション厚: 2cm 組立式・工具付

オリジナルレザー(18色対応) ※レザー色をご指定ください。

■コストパフォーマンスを追求した背付きタイプの廉価版待合室ベンチ。  
■背部を座シート内に収めることで物流コストを削減。簡単組立&軽量。

商品コード KT-078B

(02)

53,000円(税込58,300円)

座幅(cm): 40(全幅50)・45(全幅55)  
長さ(cm): 130・140・150・160・170・180  
座高(cm): 40(全高72)



オリジナルレザー(18色よりお選びいただけます) メディカル専用として開発された実績のあるベーシックなビニルレザーです。

白 クリーム アイボリー スカイブルー ライトブルー メディカルブルー ピンク レッド イエロー オレンジ ライトグリーン ライムグリーン 抹茶 メディカルグリーン グレー ライトブラウン 茶 黒

耐アルコール機能・耐次亜塩素酸機能・抗菌機能・防汚機能・難燃機能・RoHS対応

## ライトスツール

商品コード KT-072A

a キャスター付き

商品コード KT-072B

b アジャスター付き

各9,800円(税込10,780円)

【共通仕様】

座面直径: 28cm 座高: ご指定ください。(範囲: 25~55cm)  
重量: 約3kg(高さ39cm) クッション厚: 2cm

オリジナルレザー(18色対応) ※レザー色をご指定ください。

■ローコストを追求した超廉価版。スチール製4脚ベースの高さ固定式。  
■直径5cmの双輪キャスター&樹脂製アジャスター。360°固定式座面。



## カラスツール

商品コード KT-089

18,000円(税込19,800円)

座面直径: 35cm 座高: 44~55cm  
重量: 約4.5kg クッション厚: 7cm

オリジナルレザー(18色対応)

※レザー色をご指定ください。

オリジナルレザー(18色よりお選びいただけます) メディカル専用として開発された実績のあるベーシックなビニルレザーです。

白 クリーム アイボリー スカイブルー ライトブルー メディカルブルー ピンク レッド イエロー オレンジ ライトグリーン ライムグリーン 抹茶 メディカルグリーン グレー ライトブラウン 茶 黒

耐アルコール機能・耐次亜塩素酸機能・抗菌機能・防汚機能・難燃機能・RoHS対応

■18色のオリジナルレザーから選べる5本脚クロムメッキ加工スツール。  
■簡単なレバー操作で高さ調節できるガスシリンダー式昇降機能付き。  
■耐久性の高い直径5cmのキャスターを採用。便利な360°回転式座面。

※ガスシリンダーの圧力が強めに設定されていますので、体重約40kg以下の方がご使用いただく、高さ調節の際にスムーズに上下しない場合がございます。予めご了承ください。



## CKチェア

商品コード KT-504

SA型

13,000円(税込14,300円)

直径31.5×座H46~56cm  
キャスター付

## 伸縮セラピ

商品コード KT-036

伸縮セラピ(小)

30,000円(税込33,000円)

幅80~140cm  
高さ90・120・150・180cm

商品コード KT-037

伸縮セラピ

34,000円(税込37,400円)

幅100~180cm  
高さ90・120・150・180cm

商品コード KT-038

伸縮セラピ(大)

37,000円(税込40,700円)

幅120~220cm  
高さ90・120・150・180cm



◀グリップを回す事でロックが解除され、スクリーンの幅を調節する事ができます。

●スペースに応じてカーテン幅を自由に伸縮できるシングルスクリーン。  
●環境にやさしい粉体塗装仕上げのフレームを採用。丸洗い可能な生地。  
●直径5cmのストッパー付き双輪キャスター  
●重量: 約7kg(高さ180cm製作時)

クリーム ベージュ ピンク グリーン ブルー

## ゲートセラピ

商品コード KT-039

86,000円(税込94,600円)

幅200cm  
奥行40cm  
高さ200cm  
重量: 約16kg



●レイアウトを変えずにゲートを設置できるカーテン式パーティション。  
●ゆったりとした約1.5倍ヒダを採用。防炎ラベル付き。丸洗い可能。  
●センターで開閉できるマグネット付きランナー。タッセル2個付き。

クリーム ベージュ ピンク グリーン ブルー

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

レニセット

灸用品

検査測定

滅菌・消毒

オイル・

マク

治療室

ボスター

吸玉

治療器

温熱

健康管理

テレピン

治療補助

トレーニング

健康器具

開業準備

索引





### 鍼灸標準経穴模型 (日本語版)

商品コード KP-291

9,000円 (税込9,900円)

サイズ：高さ55cm (男性のみ)  
材質：合成樹脂製、ABS台座付、中国製

- ◎両半身の流注を色別 (14色) で表示
- ◎筋、骨格の位置に沿った経穴を正確に分かりやすく表記
- ◎奇穴、新穴を表記
- ◎耐久性に優れた高品質素材を使用



### 頭部経穴模型

商品コード KP-234

5,500円 (税込6,050円)

高さ21×横11×奥8.1cm、中国製  
※納期に時間がかかる場合があります。



### 手経穴模型

商品コード KP-232

3,000円 (税込3,300円)

タテ13×巾10.5×厚3cm、中国製



### 耳経穴模型

商品コード KP-233

3,000円 (税込3,300円)

タテ13×巾7.3×厚3cm、中国製



### 耳鍼モデル

商品コード KP-317

2個セット

14,100円 (税込15,510円)

寸法：9.5×6×4cm  
重量：0.08kg

#### 確認できる重要部位

三角窩、耳輪脚、前切痕、対輪、外耳孔、耳珠、珠間切痕、耳垂、耳介溝、対珠、耳輪尾、耳甲介腔、耳甲介、耳甲介沟、対輪脚、舟状窩、耳介結節、耳輪

耳鍼の練習を行うための耳介モデルです。実際の人の耳よりやや大きいサイズです。模擬皮膚専用の高品質素材、3B SKINlike™を使用し、極めて実際に近い耳の構造と長期の製品寿命を実現します。マニュアルには耳鍼ポイントの特定に重要な18のランドマークが示されています。また、練習用の鍼が5本付属しています。



直立型スタンド仕様

### 等身大骨格モデル A10

商品コード KP-252

75,000円 (税込82,500円)

寸法174cm 重量9.8kg  
全身骨格シリーズ中のベーシックモデルです。50年にわたり世界中の病院、大学、学校、研究所におけるスタンダードモデルとして、その品質と機能性に高い評価を得てきました。



直立型スタンド仕様

### 1/2縮尺型 全身骨格モデル A18

商品コード KP-286

49,500円 (税込54,450円)

寸法25.5×25.5×88cm 重量1.5kg  
等身大の1/2サイズで解剖学的構造を細部まで精密に再現しました。頭蓋骨は頭蓋冠、頭蓋底、下顎骨の3分解が可能です。



### 美容鍼の練習用

様々な角度から刺入することが可能  
軟性シリコン素材でリアルな皮膚感を再現

### 刺鍼練習用フェイス

商品コード KP-318

13,000円 (税込14,300円)

寸法：縦約25cm×横約14cm×厚さ約8cm  
材質：柔軟シリコン  
洗浄可能  
耐油性、耐薬品性



手軽に洗浄でき清潔!

皮膚に近い素材!

何度も練習可能!



スタンド付き

- ・脊柱可動
- ・女性骨盤と後頭骨
- ・L3・L4間にヘルニア病部付
- ・脊髄神経根
- ・椎骨動脈

### 脊柱可動型モデル、女性骨盤仕様 A58/4

商品コード KP-289

48,700円 (税込53,570円)

寸法74cm 重量1.8kg  
女性骨盤付き。  
その他の内容はA58/1と同様。



スタンド付き

- ・脊柱可動
- ・男性骨盤と後頭骨
- ・L3・L4間にヘルニア病部付
- ・脊髄神経根
- ・椎骨動脈

### 脊柱可動型モデル、標準型 A58/1

商品コード KP-287

38,600円 (税込42,460円)

寸法74cm 重量1.8kg  
高い品質と優れた経済性そして高い耐久性を兼ね備えた、最も人気の高い脊柱モデルのシリーズです。可動性に富み、作った姿勢を保持できるので、患者説明用にも手軽に使用できます。



## ミニ関節モデル

- 断面レリーフ・スタンド付。
- 実物の1/2モデル

小型ながら実物大と同様な学術の詳細を備え、スタンド部には断面図も表示しているので外観とあわせて内部の様子も説明できます。また関節部は伸縮性のあるコードで接続されているので関節の動きや構造などもあわせて示すことが可能です。



ドイツ3B社  
**A84/1：股関節  
ミニモデル**

商品コード KP-264A

10,000円 (税込11,000円)

寸法：16×12×20cm  
重量：0.2kg



ドイツ3B社  
**A85/1：膝関節  
ミニモデル**

商品コード KP-264B

10,000円 (税込11,000円)

寸法：10×14×24cm  
重量：0.35kg



ドイツ3B社  
**A86/1：肩関節  
ミニモデル**

商品コード KP-264C

10,000円 (税込11,000円)

寸法：12×14×16cm  
重量：0.2kg



ドイツ3B社  
**A87/1：肘関節  
ミニモデル**

商品コード KP-264D

10,000円 (税込11,000円)

寸法：16×12×20cm  
重量：0.2kg



ドイツ3B社  
**A80：肩関節，機能  
モデル**

商品コード KP-262

20,700円  
(税込22,770円)

寸法：16×12×21cm  
伸縮性のある靱帯が付いた  
可動型の肩関節模型です。



ドイツ3B社  
**A81：股関節，機能  
モデル**

商品コード KP-303

20,700円  
(税込22,770円)

寸法：17×12×32cm  
重量：0.55kg  
伸縮性のある靱帯が付いた  
可動型の股関節模型です。



ドイツ3B社  
**A82：膝関節，機能  
モデル**

商品コード KP-263

20,700円  
(税込22,770円)

寸法：12×12×32cm  
重量：0.4kg  
伸縮性のある靱帯が付いた  
可動型の膝関節模型です。



ドイツ3B社  
**A83：肘関節，機能  
モデル**

商品コード KP-304

20,700円  
(税込22,770円)

寸法：12×12×31cm  
重量：0.35kg  
伸縮性のある靱帯が付いた  
可動型の肘関節模型です。



ドイツ3B社  
**M18：手の構造，  
3分解モデル**

商品コード KP-305

125,000円  
(税込137,500円)

寸法：28.5×13×6.5cm  
重量：1.2kg  
手の構造（骨、筋肉、腱、  
靱帯、動脈、神経など）を  
観察できます。



ドイツ3B社  
**M34：足関節，  
靱帯付モデル**

商品コード KP-306

49,300円  
(税込54,230円)

寸法：26×19×25cm  
重量：0.7kg  
足関節の解剖学的に重症な  
靱帯と腱を観察できます。



ドイツ3B社  
**A300：筋付頭蓋モデル**

商品コード KP-313

74,000円 (税込81,400円)

寸法：22×18×25cm  
重量：1.05kg

右半側で咀嚼筋と一部の表情筋を再現した頭蓋骨モデルです。咀嚼筋とそれ以外の筋は異なる色で再現されているため判別が容易です。左半側では筋の起始・停止を示しています（起始：赤、停止：青）。



ドイツ3B社  
**A71/5：環椎と軸椎モデル，  
後頭骨・スタンド付**

商品コード KP-314

9,600円 (税込10,560円)

環椎，軸椎，後頭骨は伸縮コードでつながれています。頭蓋骨の動きに合わせて環椎が回転する様子を再現できます。模型の元になった標本の身長：約160cm



ドイツ3B社  
**M34/1：足関節，筋・  
靱帯付モデル，6分解モデル**

商品コード KP-315

72,000円 (税込79,200円)

寸法：26×19×25cm  
重量：1.1kg  
足関節と下肢の一部を解剖学的に詳しく再現しています。骨格だけでなく筋、腱、靱帯、神経、動脈、静脈も確認できるので学習に最適です。



ドイツ3B社  
**M33/1：手関節，筋・  
靱帯付，4分解モデル**

商品コード KP-316


72,000円 (税込79,200円)

寸法：33×18×18cm  
重量：0.5kg  
手と前腕下部の骨、筋、腱、靱帯、神経、動脈、静脈を再現しています。手背面では指伸筋を、手首部分では伸筋支帯の下を通る腱の一部分も確認できます。









## 骨格筋

商品コード KP-120B  
86×62cm  
**3,400円** (税込3,740円)

商品コード KP-120  
パネル入  
**13,000円** (税込14,300円)

商品コード KP-120C  
デスクサイズ・プラスチック版  
**1,100円** (税込1,210円)  
縦43×横30.5cm

商品コード KP-120D  
デスクサイズ・スタンド版  
**1,900円** (税込2,090円)  
縦43×横31cm



## 骨格

商品コード KP-121B  
86×62cm  
**3,400円** (税込3,740円)

商品コード KP-121  
パネル入  
**13,000円** (税込14,300円)

商品コード KP-121C  
デスクサイズ・プラスチック版  
**1,100円** (税込1,210円)  
縦43×横30.5cm

商品コード KP-121D  
デスクサイズ・スタンド版  
**1,900円** (税込2,090円)  
縦43×横31cm



## 神経系

商品コード KP-122B  
86×62cm  
**3,400円** (税込3,740円)

商品コード KP-122  
パネル入  
**13,000円** (税込14,300円)

商品コード KP-122C  
デスクサイズ・プラスチック版  
**1,100円** (税込1,210円)  
縦43×横30.5cm

商品コード KP-122D  
デスクサイズ・スタンド版  
**1,900円** (税込2,090円)  
縦43×横31cm



## 頭部と頸部

商品コード KP-125  
70×51cm  
**3,400円** (税込3,740円)

商品コード KP-125B  
パネル入  
**10,000円** (税込11,000円)

商品コード KP-125C  
デスクサイズ・プラスチック版  
**1,100円** (税込1,210円)  
縦43×横30.5cm

商品コード KP-125D  
デスクサイズ・スタンド版  
**1,900円** (税込2,090円)  
縦43×横31cm



## 末梢神経系

商品コード KP-170  
70×51cm  
**3,400円** (税込3,740円)

商品コード KP-170B  
パネル入  
**10,000円** (税込11,000円)

商品コード KP-170C  
デスクサイズ・プラスチック版  
**1,100円** (税込1,210円)  
縦43×横30.5cm

商品コード KP-170D  
デスクサイズ・スタンド版  
**1,900円** (税込2,090円)  
縦43×横31cm




## 自律神経系

商品コード KP-171  
70×51cm  
**3,400円** (税込3,740円)

商品コード KP-171B  
パネル入  
**10,000円** (税込11,000円)

商品コード KP-171C  
デスクサイズ・プラスチック版  
**1,100円** (税込1,210円)  
縦43×横30.5cm

商品コード KP-171D  
デスクサイズ・スタンド版  
**1,900円** (税込2,090円)  
縦43×横31cm



## 人体の脊柱

商品コード KP-143  
70×51cm  
**3,400円** (税込3,740円)

商品コード KP-143B  
パネル入  
**10,000円** (税込11,000円)

商品コード KP-143C  
デスクサイズ・プラスチック版  
**1,100円** (税込1,210円)  
縦43×横30.5cm

商品コード KP-143D  
デスクサイズ・スタンド版  
**1,900円** (税込2,090円)  
縦43×横31cm



## リンパ系

商品コード KP-134  
86×62cm  
**3,400円** (税込3,740円)

商品コード KP-134B  
パネル入  
**10,000円** (税込11,000円)

商品コード KP-134C  
デスクサイズ・プラスチック版  
**1,100円** (税込1,210円)  
縦43×横30.5cm

商品コード KP-134D  
デスクサイズ・スタンド版  
**1,900円** (税込2,090円)  
縦43×横31cm



## 血管系

商品コード KP-133  
86×62cm  
**3,400円** (税込3,740円)

商品コード KP-133B  
パネル入  
**10,000円** (税込11,000円)

商品コード KP-133C  
デスクサイズ・プラスチック版  
**1,100円** (税込1,210円)  
縦43×横30.5cm

商品コード KP-133D  
デスクサイズ・スタンド版  
**1,900円** (税込2,090円)  
縦43×横31cm






## ミニポスター 脊椎の構造と異常

商品コード KP-164

**2,500円** (税込2,750円)

- 内容：脊柱（側面図） 解剖学的構造  
脊柱の疾患（骨粗鬆症/下背部痛の諸原因）
- サイズ：縦51.5×横36.4cm
- 仕様：コート紙・両面マットPP



## ミニポスター ムチ打ち損傷

商品コード KP-165

**2,500円** (税込2,750円)

- 内容：過屈曲 過伸展 筋損傷 脊髄損傷  
靱帯損傷 脊柱の靱帯
- サイズ：縦51.5×横36.4cm
- 仕様：コート紙・両面マットPP



## ミニポスター 足と足首の損傷

商品コード KP-173

**2,500円** (税込2,750円)

- 内容：正常な足の解剖図 神経と動脈支配  
足の障害 捻挫と骨折 インピンジメント
- サイズ：縦51.5×横36.4cm
- 仕様：コート紙・両面マットPP



## ミニポスター 内臓の働き

商品コード KP-167

**2,500円** (税込2,750円)

- 内容：脳 肺 心臓 横隔膜 肝臓 腎臓 脾臓  
胆嚢 脾臓 胃 小腸 大腸 膀胱
- サイズ：縦51.5×横36.4cm
- 仕様：コート紙・両面マットPP




## ミニポスター トリガーポイント 頭頸部と四肢

商品コード KP-176

**2,500円** (税込2,750円)

- 内容：トリガーポイントとは？  
頭部と頸部 上肢 下肢
- サイズ：縦51.5×横36.4cm
- 仕様：コート紙・両面マットPP



## ミニポスター トリガーポイント 体幹

商品コード KP-177

**2,500円** (税込2,750円)

- 内容：トリガーポイントとは？  
前面と後面 体幹と肩（前面、背部浅層、背部深層）
- サイズ：縦51.5×横36.4cm
- 仕様：コート紙・両面マットPP



## 足の反射療法チャート

商品コード KP-110

**3,400円** (税込3,740円)

70×51cm PP(ビニール)加工

商品コード KP-110B

アルミパネル入  
**10,000円** (税込11,000円)

## クリニカルマッサージ ひと目でわかる筋解剖学と 触診・治療の基本テクニック (DVD付)

商品コード 805-133

**6,200円** (税込6,820円)

著者：James H.Clay David M.Pounds  
監訳：大谷素明  
仕様：B5判 383頁(オールカラー)  
付属DVD 約160分



## ボディ・ナビゲーション 触ってわかる身体解剖

商品コード 805-134

**5,800円** (税込6,380円)

著者：Andrew Biel  
監訳：阪本桂造(昭和大学医学部整形外科  
科学教室客員教授)  
仕様：B5判 432頁



## 人の生きた筋膜の構造 内視鏡検査を通して示される 細胞外マトリックスと細胞 (DVD付)

商品コード 805-135

**9,800円** (税込10,780円)

著者：Jean-Claude GUIMBERTEAU,  
Colin ARMSTRONG  
監訳：竹井仁  
仕様：B5判 204頁





## SILICONE CUPPING

CIANA シリコンカップング

### ワンタッチでぴったり密着・しっかり吸引！

### シンプルな操作法とデザインの

### カップングセット

人体に害のないシリコン素材でできた、軽くて持ちやすい透明カップング。ポンプなどの器具を使用することなく、皮膚にぴったり密着し、吸引します。手軽に行えるカップング療法としてはもちろん、陰圧を加えながら行うマッサージでの筋膜リリースなど、幅広い目的で活用いただけます。

**ツボ療法に最適なサイズ**  
直径3cmのXSサイズは四肢など背部以外の局面部位にも密着させることができます。鍼灸治療との併用にもおすすめです。

**XS 4個入**  
接触側内径 約3cm  
商品コード KS-205  
**2,600円 (税込2,860円)**

**1セットは欲しいスタンダード**  
MサイズはCIANAシリコンカップングセットでも人気のスタンダードサイズです。好評につき、今からMサイズをみの発売を実現！

**M 4個入**  
接触側内径 約5cm  
商品コード KS-207  
**5,400円 (税込5,940円)**

**頸部やデコルテのケアに**  
頸部やデコルテなどに対して、陰圧をかけながら行うスライドカップングに適したサイズで、女性でも楽に操作できます。

**S 4個入**  
接触側内径 約4cm  
商品コード KS-206  
**3,900円 (税込4,290円)**

**大きな筋肉にアプローチ**  
最大サイズのLは、大きな筋肉に対してアプローチできます。スポーツ現場でのコンディショニングとして血流促進を狙います。

**L 4個入**  
接触側内径 約7cm  
商品コード KS-208  
**10,000円 (税込11,000円)**

## CIANA シリコンカップング (6個入セット)

商品コード KS-203

**5,400円 (税込5,940円)**

セット内容はMサイズが2個、XSサイズが4個！

Mサイズ（内径約5cm）は、標準的な日本人の骨格と吸引範囲の比率を考え、他社製品よりも一回り小さく設計。四肢など、背部以外の曲面の部位もぴったり密着させることができます。XSサイズ（内径約3cm）はツボへの刺激療法に最適。6個とも、無駄なくヘビースタイルできる、治療家目線のセットを実現しました。



## カップング、DVD、マッサージオイル、ホットジェルの4点セット

セット内容

CIANAシリコンカップング6個入/DVDホットカップングテクニック/CIANAベーシックマッサージオイル1L/CIANAマッサージホットジェル200g/専用ポーチ

## CIANA シリコンカップング プロフェッショナルセット

商品コード KS-204

**23,000円 (税込25,300円)**



## ガラス玉 中国製

商品コード KS-125B  
(特大)  
**1,900円 (税込2,090円)**

商品コード KS-125N  
(大)  
**1,600円 (税込1,760円)**

商品コード KS-126N  
(中)  
**1,300円 (税込1,430円)**

商品コード KS-127N  
(小)  
**1,100円 (税込1,210円)**

商品コード KS-128N  
(極小)  
**900円 (税込990円)**

## 点火棒

商品コード KS-130  
**500円 (税込550円)**

## ガラス玉のサイズ一覧

	特大	大	中	小	極小
高さ (mm)	100	91	80	65	51
外径φ (mm)	90	90	72	60	49
口外径φ (mm)	76	67	58	45	40
口内径φ (mm)	55	45	41	30	27
重量 (g)	320	212	127	82	50

※おおよその寸法です。一定ではありません。



## 電動式吸引用ポンプ 吸灸 (本体)

商品コード KS-202

**350,000円 (税込385,000円)**

[クラスII/特管]

寸法: 横210×奥行き293×高さ260mm

重量: 約8kg

電源: AC100V (日本専用仕様)

到達真空度: -95Kpa以上

排気量: 4L/分

定格時間: 90分

消費電力: 50VA (50W相当)

保証期間: 1年

付属品: 説明書・保証登録(請求)はがき・エアフィルタ付

透明管2m・ACコード

## 吸い玉専用の小型高性能ポンプを新たに開発。

「吸灸」専用真空ポンプは急激な吸引による肌への高負荷を回避するため4L/分のあえて小さな排気量の吸引ポンプを採用しながら素早く真空域(-95kPa以上)まで到達できる小型高性能な吸い玉(カップング)専用真空ポンプです。

また、オイル式ポンプの弱点であるオイルミスト排出も、内部に超高性能フィルターを搭載し、0.01μmまでのオイルミストを除去します。ご家庭から治療院様まで安心してご利用いただける信頼の一台です。

## 鍼灸院・治療院様などのヘビースタイル向けに開発した医療用電動式吸引用ポンプ

シンプルな操作性、堅牢な内部設計  
そして管理医療機器としての確固たる信頼性

ホコリによる機能低下を排除、フィルターの多重化により真空ポンプ性能の劣化を阻止

1Kpa単位の調整が可能な高性能吸引調節ダイヤルを搭載

本体背面には吸引した空気の排気用のニップル(排気口)を標準装備

## 吸 SuiQ 灸®

### 「吸灸」各種オプション

商品コード	品名	価格
KS-143	二又管セット	1,400円 (税込1,540円)
KS-143B	内部ゴム管	1,800円 (税込1,980円)
KS-143D	吸引弁	800円 (税込 880円)
KS-143E	電源コード3P	2,700円 (税込2,970円)
KS-143F	吸引管(透明管)2m	1,600円 (税込1,760円)



※本体のみ、吸引用ガラスカップは付属していません。  
霧島ガラス玉を別途お買い求めください。

## 霧島ガラス玉

商品コード	吸着具	并付価格	備考
KS-131A	1号(直径1cm)	4,200円(税込4,620円)	手足のせまい場所用
KS-131B	2.5号(直径2.5cm)	4,600円(税込5,060円)	
KS-131C	3号(直径3cm)	4,700円(税込5,170円)	
KS-131D	4号(直径4cm)	4,900円(税込5,390円)	頭や首、腕、足の裏等 間接部等
KS-131E	5号(直径5cm)	5,500円(税込6,050円)	
KS-131F	6号(直径6cm)	7,200円(税込7,920円)	
KS-131G	7号(直径7cm)	7,800円(税込8,580円)	基本サイズ
KS-131H	8号(直径8cm)	9,000円(税込9,900円)	
KS-131I	10号(直径10cm)	16,800円(税込18,480円)	

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

カニバン

ビンセット

灸用品

灸用品

検査測定

滅菌・消毒

オイル

マクラ

治療室

器具

器具

器具

器具

器具

器具

器具

器具

器具

器具

器具

器具

器具

器具

器具

器具

器具

器具

器具

器具



ポリカーボネートプラスチック



RP 4号 RP 5号 RP 6号

プラカップ RP

商品コード KS-181A 4号 1,200円 (税込 1,320円)  
商品コード KS-181C 6号 1,400円 (税込 1,540円)

商品コード KS-181B 5号 1,300円 (税込 1,430円)

耐熱 121℃

ポリカーボネートは機動隊の盾の素材に使われる程の強度で、耐衝撃性ではプラスチック最高クラスを誇ると同時に、可視光線透過率は80~90%となっておりガラスと同等の透明度を持ちます。また温度変化にも強く、カップングカップとして重要な要素のひとつである耐熱性も兼ね備えています。

耐熱ガラス



STR 3号 STR 4号 STR 5号

新ガラス STR (ストレート) カップ

商品コード KS-210A 3号 3,000円 (税込 3,300円)  
商品コード KS-210C 5号 6,400円 (税込 7,040円)

商品コード KS-210B 4号 4,800円 (税込 5,280円)

耐熱 121℃

硬質ガラスは耐熱 121度・加重限界 121度のオートクレーブ滅菌にかけられますので衛生的に使用できます。もちろん煮沸も可能です。ガラスカップは非常に滑らかな肌触りが魅力です。古くから吸い玉・カップングに携わっていらっしゃる先生方、またエステティシヤンの先生に特に好んで使われています。



プラ RP 8セット

商品コード KS-195

12,800円 (税込 14,080円)

●プラカップ4号：2個(内径：約40mm)  
●プラカップ5号：2個(内径：約50mm)  
●プラカップ6号：4個(内径：約60mm)  
計8個

●グリーンケース小



プラ RP 16セット

商品コード KS-196

24,800円 (税込 27,280円)

●プラカップ4号：2個(内径：約40mm)  
●プラカップ5号：4個(内径：約50mm)  
●プラカップ6号：10個(内径：約60mm)  
計16個

●グリーンケース大

スライドカップング(走缶法)用カップ



小 内径 約30mm 中 内径 約40mm 大 内径 約50mm

新ビューティーカップ ボディ用

商品コード KS-211A 小 3,000円 (税込 3,300円)  
商品コード KS-211B 中 4,800円 (税込 5,280円)  
商品コード KS-211C 大 6,400円 (税込 7,040円)

通常のガラスカップと同様に硬質ガラスで作られたスライド用カップングカップ

スライドカップングは、スライド用カップにスライド用吸引チューブを接続したまま、電動真空ポンプによる持続吸引によって行います。その際に、この圧力調節口の塞ぎ方を指で調節することで、微妙な圧力コントロールが可能です。

カップング α-ミニ

商品コード KS-191  
98,000円 (税込 107,800円)  
寸法：横約160×奥行約150×高さ約135mm  
重量：約1.5kg  
電源：DC12V2A  
真空度：-80kpa以上  
排気量：4L/min  
使用定格時間：30分  
定格時間：連続  
消費電力：15W平均  
使用耐久時間：3000時間  
※美容・スライドカップング等  
オイルや微粉末の使用はできません。



【付属品】  
ACアダプターセット：1本  
吸引チューブセット(カップング用)：1本  
取説DVD付

カップング α-e

商品コード KS-213  
148,000円 (税込 162,800円)  
寸法：横約250×奥行約200×高さ約260mm  
重量：約5.5kg  
電源：DC12V5A  
真空度：-80kpa以上  
排気量：9L/min以上  
定格時間：60分  
消費電力：26W平均  
騒音値：53db以下(測定位置：本体前面  
約30cm) 圧力調節バルブ付き



【付属品】  
ACアダプターセット：1本  
フィルターエレメント：1個  
吸引チューブセット(カップング用)：1本

ハンドポンプ J

商品コード KS-178  
5,000円 (税込 5,500円)

樹脂部分はポリカーボネート  
ステンレス製補強金具  
チューブ：エステロンゴム  
到達真空度：-70kpa 重量：150g



ハンドポンプ Q

商品コード KS-179  
8,500円 (税込 9,350円)

樹脂部分はポリカーボネート  
ステンレス製補強金具  
真空メーター：鉄、ステンレス  
チューブ：エステロン・合成ゴム  
到達真空度：-70kpa 重量：250g



※写真はハズシ式

止血鉗子 (ペアン氏) 無鉤直型

商品コード KN-370B 140mm、BOX 式 4,400円 (税込 4,840円)  
商品コード KN-370D 185mm、BOX 式 6,500円 (税込 7,150円)

●吸玉の正しいやり方  
●症状別吸玉療法の実例



宮本猪八 著  
244頁  
たにぐち書店

吸玉療法

商品コード 805-042  
2,000円 (税込 2,200円)