



一人ひとり、思いのままに。  
医療現場の声に応える上質なQZクオリティーを

めざしたのは  
“Comfort”

### 3つのモードが織りなす多彩な治療メニュー

柔軟性を高めるために開発された独自マッサージパターンのメディカルモード。各部位ごとの強さ設定が可能になり、さらに気持ち良さを追求するリラクスマード。患者様の目的や好みに合わせて、さらに細かく設定できるようになったマニュアルモード。3つのモードが、患者様一人ひとりに応じた治療を提供します。

メディカルモード

リラクスマード

マニュアルモード

## ベッド型マッサージ器 アクアタイザー QZ-280SGA

商品コード KR-455

5,950,000円(税込6,545,000円)

〔クラスII/特管〕認証番号 305AABZX00048000

おもな仕様	
定格電圧及び周波数	単相200V 50Hz/60Hz
電源入力	4500VA
電撃保護	クラスI機器 B形装着部
外形寸法(本体)	幅820×長さ2,290×高さ1,200(mm) ベッドの高さ500(mm)
質量	230kg(注水時:約450kg)
治療時間	設定時間1~99分 精度 設定時間の±5%以内
マッサージ力の制限	水ポンプ吐出部の最大圧力 530kPa以下
シート部	幅660×長さ1,960(mm)
その他の機能	
脚保持機能(オプション)、予熱機能、マッサージ力設定機能、マッサージパターン設定機能、ノズル切り替え機能、身長自動設定機能、治療メモリー設定機能、自動エア抜き機能、高温時作動制限機能、空冷機能、水冷機能(オプション)	
耐用期間(自主基準)※	6年
※耐用期間は、定期的な保守点検、および必要に応じた修理を行うことによって、性能が維持できる期間を意味します。	
設備条件	
電源接続	単相200V 30A 接地極付引掛けコンセント 施設側に専用漏電ブレーカを設置すること
床耐荷重	3.5kPa(350kgf/m <sup>2</sup> )以上
給排水設備	水冷機能(オプション) 使用時



強くやさしい刺激の実現と  
メディカルモードの搭載。

6段階の強さが設定可能  
オリジナルプログラムの作成が可能  
7種類の手もみの技を再現

きめ細かな  
マッサージを実現する  
リラクスマード

筋肉の柔軟性を  
向上させる  
メディカル  
モード

## ベッド型マッサージ器 アクアタイザー QZ-260SGA

商品コード KR-452

5,650,000円(税込6,215,000円)

〔クラスII/特管〕認証番号 229AABZX00048000

おもな仕様	
電源電圧及び周波数	単相200V 50/60Hz
電源入力	4500VA
電撃保護	クラスI機器 B形装着部
外形寸法	(W)820×(D)2290×(H)1080(mm) ベッドの高さ500(mm)
質量	230kg(注水時450kg)
治療タイマー	設定時間1~99分 精度 設定時間の±5%以内
マッサージ力の制限	水ポンプ吐出部の最大圧力 530kPa以下 (JIS T 0601-2-205 2015 適合)
マット部	長さ1,960×幅660(mm)
おもな機能	
脚保持機能、予熱機能、マッサージ力設定機能、マッサージパターン設定機能、ノズル切り替え機能、身長自動設定機能、治療メモリー設定機能、自動エア抜き機能、高温時作動制限機能、空冷機能、水冷機能(オプション)	
設備条件	
電源接続	単相200V 30A 接地極付引掛けコンセント 施設側に専用漏電ブレーカを設置すること
床耐荷重	3.5kPa(350kgf/m <sup>2</sup> )以上
給排水設備	水冷機能(オプション) 使用時

※本製品はEMC規格JIS T 0601-1-2:2012に適合しています。



肩専用Cubeノズル搭載で  
3次元アプローチが実現!

3D  
肩専用ノズル

6  
ノズル  
タイプ

Cube  
ノズル

### Cubeノズルが僧帽筋上部をしっかりと刺激!

国内の有訴者の症状別でみると、「肩こり」「腰痛」が上位を占めています。(※「厚生統計要覧(平成26年度)」による) 一般的に肩こりといわれている頸肩腕症候群治療に効果がある経穴は「肩井(けんせい)」とその肩井が位置する僧帽筋上部です。アクアキューブは新技術を導入し、従来器の下からの水圧刺激のみでは不可能だった「僧帽筋上部」への刺激を可能にしました。

ノズルの  
組合せ

簡単  
操作パネル

## 3Dウォーターマッサージベッド アクアキューブ PH-A8406 SA/TA

商品コード KR-451

6,470,000円(税込7,117,000円)

型 式	PH-A8406SA(単相)	PH-A8406TA(三相)
認 証 番 号	227AIBZX00032000	227AIBZX00033000
ク ラ ス 分 類	管理医療機器 特定保守管理医療機器(修理区分6)	
電 源 電 圧	単相AC200-220V 50/60Hz	三相AC200V 50/60Hz
消 費 電 力	4.5kVA(単相)	4.2kVA(三相)
寸 法 (mm)	2,330(L)×840(W)×950(H) 乗込部高さ510mm	
質 量	260kg(注水時490kg)	
水 量	230リットル	
電撃保護形式	クラスI、B形	

### 最大6ノズルの組合せによる刺激

Cubeノズル2本は、僧帽筋上部を刺激します。それ以外の4本ノズルは刺激範囲に変化を持たせながら全身を移動していきます。また4本のノズルの内、2本のノズルによる水圧は、より集中的な刺激を体験できます。

### 高い視認性と操作性

【操作画面】治療中に設定変更頻度の高いメニューのみを表示させることで瞬時の対応ができ、視認性を高めました。

【設定画面】設定画面は、環境設定、ユーザープログラムの組み込みなどが行えます。

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

カミバン・センセット

もくろぎ・灸用品

検査・測定

滅菌消毒

オイル・クッション

ベッド・マクラ

治療室・設備

モデル・ポスター

吸玉

治療器

温熱

健康維持・管理

テレビン

治療補助用品

トレーニング

健康器具

開業準備

索引





3D  
肩専用ノズル

4  
ノズル  
タイプ

## 肩専用Cubeノズル搭載の ウォーターマッサージベッドが Cubeノズル+2ノズルで新登場

Cube  
ノズル

### Cubeノズルが僧帽筋上部をしっかり刺激!

国内の有訴者の症状別でみると、「肩こり」「腰痛」が上位を占めています。  
(※「厚生統計要覧(平成26年度)」による)  
一般的に肩こりといわれている頸肩腕症候群治療に効果がある経穴は「肩井(けんせい)」とその肩井が位置する僧帽筋上部です。アクアキューブは新技術を導入し、従来器の下からの水圧刺激のみでは不可能だった「僧帽筋上部」への刺激を可能にしました。

簡単  
操作パネル

### 高い視認性と操作性

操作パネルは本体に埋め込み、設定の変更頻度の高いメニューのみ表示させることで視認性を高めました。

## 3Dウォーターマッサージベッド アクアキューブ PH-A8404 SA/TA

商品コード KR-451B

6,140,000円(税込6,754,000円)

型 式	PH-A8404SA(単相)	PH-A8404TA(三相)
認 証 番 号	227AIBZX00032000	227AIBZX00033000
ク ラ ス 分 類	管理医療機器 特定保守管理医療機器(修理区分6)	
電 源 電 圧	単相AC200-220V 50/60Hz	三相AC200V 50/60Hz
消 費 電 力	4.5kVA(単相)	4.2kVA(三相)
寸 法 (mm)	2,330(L)×840(W)×580(H) 乗込部高さ510mm	
質 量	245kg(注水時475kg)	
水 量	230リットル	
電撃保護形式	クラスⅠ、B形	

## 基本機能を凝縮、 爽快感を追求したスタンダードモデル



## ベッド型マッサージ器(ローラー式) オートヘルサー DZ-190

商品コード KR-453

2,400,000円(税込2,640,000円)

(クラスⅡ/特管) 認証番号 228AABZX00045000

電撃保護	クラスⅠ 機器 B形装着部
定格電源電圧 及び周波数	AC100V 50/60Hz
電源入力	380VA
外形寸法	長さ2,200×幅740×高さ1,016(mm)
質量	145kg

### 新開発指圧バイブレーションローラー

全身へのバイブレーション刺激による爽快感が加わりました。

### 身長設定機能

身長を入力するだけで適切な治療ポイントを設定  
(140~190cmで5cm毎)。

### 細部まで使いやすさへのこだわり

手すり部は自然にしっかりと握れる形に。ベッド面は、  
大柄な人でも快適なフラット仕様。マットとシーツは固  
定で敷き直しの手間もありません。

### 多彩なプログラミング機能

対応可能なマッサージの種類

〈指圧バイブレーションマッサージ〉	〈バイブレーションマッサージ〉
●振動マッサージ	●振動マッサージ
●叩法マッサージ	●叩法マッサージ
●指圧マッサージ	●揉法マッサージ
●パターンマッサージ	●パターンマッサージ

### 乗り降りしやすいベッドの高さ

ベッド面の高さを50cmに低床化し、乗り降りのしやす  
さが大幅に向上しました。

### リラクゼーション空間を演出

治療中の音楽には「アイソトニックサウンド※1」を採用。  
「1/fゆらぎ※2」ベースの音に、ヒーリング音楽をブレ  
ンドした新しいメロディです。  
また、必要に応じてヒーターでベッド面を温め、冷感を  
緩和します。

※1アイソトニックサウンド提供 株式会社デラ  
※2「1/fゆらぎ」とは天然・自然の中に多く存在しているリズム。  
リラクゼーション効果やヒーリング効果を与えるとされています。

## 人体電位のフィードバック機能に より安定した治療を提供

従来の弊社電位治療器では人体電位が環境要素(電  
源周波数、湿度、床の材質など)の影響を受けやす  
く、設定された出力電位に比べると、実際の人体電  
位には低下がみられました。  
エスカレストは検出電極を背もたれに設置。人体電  
位が常にフィードバックされることで、周辺環境に  
左右されなし、安定した電位治療が実現しました。



①検出電極  
②電位発生部  
※検出電極で人体電位を  
測定し出力電位を常時  
調整

### 安全性の向上

体動検知機能を新たに追加。患者様の背中  
が背もたれから一定時間離れた場合、「治療  
灯の点滅」と「警告アラーム」でお知らせし  
ます。さらに座席から人が居なくなり、一  
定時間経過すると不在検知機能が働き自動  
停止するので、通電が視覚で判断できない  
電位治療器の安全性が向上しました。

### 快適な治療をサポート

治療開始と同時に背もたれとオットマ  
ンが、設定されたそれぞれの角度で  
AUTO可動し、リラックスした姿勢で  
治療が行えます。AUTO可動後の角度  
調整も可能です。また、背クッション  
に振動機能を内蔵していることで振動を  
体感しながら治療が行えます。

### 移乗性の向上

オットマンがイス本体に格納される  
ことで、従来器の様に治療前後に行  
なっていた、別置きオットマンを移  
動する手間が省けました。また治療  
が終了すると背もたれとオットマン  
が着席姿勢へ戻ることで、よりスム  
ーズに移乗が行えます。

## 電位治療器 エスカレスト ER-F100

商品コード KE-636

1,250,000円(税込1,375,000円)

(クラスⅡ/特管) 認証番号 303AABZX00041000

定格電源電圧 及び周波数	AC100V 50/60Hz
電源入力	60W
電撃保護	クラスⅡ 機器
外形寸法	幅700×奥行960(1600)×高さ1140 (785)mm ※( )内はリクライニング時の寸法です。
質量	50kg
最大出力電圧	9000±1800Vrms
治療時間	1分~1時間 精度: 設定時間の±10%以内
出力設定及び 出力表示	1.0kV~4.0kV
おもな機能	治療中出力変更防止機能 不在時出力抑制・停止機能 電源投入時出力防止機能 過出力防止機能





スローストップ&スタート機構やリズムカルモードで  
これまで以上にやさしい牽引機を実現



着脱かんたん。  
負担をかけずに  
しっかり固定する  
スイングアーム



見やすく扱いや  
すい大型表示の  
操作パネル

## 電動自動間欠牽引装置 トラックタイザー TC-30S Aタイプ (1人用)

商品コード KR-219

1,580,000円 (税込 1,738,000円)

(クラスII/特管) 認証番号 220008ZX00834000

電撃保護	クラスI機器 B形装着部
電源	AC100V 50/60Hz
電源入力	180VA
最大牽引力	990N (99kg)
安全装置	安全リモコンスイッチ、異常動作検出回路
本体寸法	幅314×奥行572×高さ872 (mm) (組立後の高さ2,082mm)
ベッド寸法	幅560×奥行2,127×高さ575 (mm)
質量	本体42kg ベッド38kg
付属品	ボール、ボールコーナースセット、ボールワイヤーガイド、ボールランプ、頸椎用装具、腰椎用装具、ハンガー(大・小)、イス、保温バック、ベッド式(アシストベースはオプションです。)

## 1人用モデルのスタンダード

1人用最新モデルのTC-30Sは、腰椎牽引または頸椎牽引を、ワイヤーを掛け替えて選択使用出来ます。TC30Dの高機能をそのまま備えた1人用モデルです。

- スライドマットの自動化機構を採用、治療の際の安全を確保し煩わしさをなくしました。
- スイングアームで脇をやさしく抱き込むように固定、脱着もワンタッチになりました。
- 高性能、省スペース・省力化タイプの牽引治療システムです。
- 腰部の冷感を緩和する保温ヒーターをベッドに標準装備

## 能動型自動間欠牽引装置 トラックタイザー

商品コード KR-287

ST-5L

2,900,000円  
(税込 3,190,000円)

(クラスII/特管)  
認証番号 305AABZX00066000

商品コード KR-288

ST-5CL

3,600,000円  
(税込 3,960,000円)

(クラスII/特管)  
認証番号 305AABZX00066000



## 正しいを、追い求める。

あらゆる工夫を盛り込んだ「トラックタイザーST-5L/5CL」が誕生しました。

### 骨盤全体をホールド ST-5L/ST-5CL

#### 腰装具のホールド性

骨盤全体が固定されるように腰装具の形状を見直しました。股関節、膝の角度が崩れにくくなり、安定した姿勢を保ちやすくなりました。

#### 臀部の浮き上がり防止

腰装具の改良に加え、さらにフィット感を向上させるため、設置角度を改良しました。これにより、臀部の浮き上がりが軽減しました。

※ST-3との比較

### 位置ずれを抑制 ST-5L/ST-5CL

#### 背マットと背中との位置ずれを低減

構造と接触部の素材を見直し、背マットと背中との位置ずれを約1/2※に抑えました。これにより、脇への負荷が軽減されることが期待できます。

※ST-3との比較

#### 肘置きへのフィット感

腕が位置ずれしにくいように肘置き後部分の形状を盛り上げました。また、肘置きの先端に指先がかかるため、治療時に安心感が生まれます。

### シートの傾きをコントロール ST-5CLのみ

#### 角度に応じて作用部位が変化

頸椎牽引では、牽引の方向と上半身の角度に応じて、力が作用する部位が上位〜下位頸椎と変化します。シートの傾きをコントロールし、この角度を変化させる機構を搭載しています。

	ST-5L	ST-5CL
電撃保護	クラスI機器 B形装着部	
定格電源電圧および周波数	AC100V 50/60Hz	
電源入力	240VA	
外形寸法	幅750×奥行1500(1750)×高さ1550(mm) ( )は最大チルティング時	幅750×奥行1780(1830)×高さ1950(mm) ( )は最大チルティング時
質量	170kg (操作パネル除く)	195kg (操作パネル除く)
治療時間	1~99分 1分単位	
牽引持続時間	0~99秒または連続 1秒単位	
牽引休止時間	0~99秒 1秒単位	
安全装置	異常動作検出機能	
おもな機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>●手元停止スイッチ</li> <li>●脚保持機能 (エアバッグ)</li> <li>●背マットの冷感緩和機能</li> <li>●腰マットの冷感緩和機能</li> <li>●腰ベルトの自動巻取り機能</li> <li>●休止牽引力の設定機能</li> <li>●牽引力の上限値設定機能</li> <li>●ゆるやかモードの設定機能</li> <li>●ステップモードの設定機能</li> <li>●サイクル牽引モードの設定機能</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●手元停止スイッチ</li> <li>●脚保持機能 (エアバッグ)</li> <li>●背マットの冷感緩和機能</li> <li>●腰マットの冷感緩和機能</li> <li>●腰ベルトの自動巻取り機能</li> <li>●休止牽引力の設定機能</li> <li>●牽引力の上限値設定機能</li> <li>●ゆるやかモードの設定機能</li> <li>●ステップモードの設定機能</li> <li>●サイクル牽引モードの設定機能</li> <li>●頸椎牽引ポジションの設定機能</li> </ul>
耐用期間 (自主基準) ※	6年 ※耐用期間は、定期的な保守点検、および必要に応じた修理を行うことによって、性能が維持できる期間を意味します。	

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

カメラセット

もくき

検査・測定

滅菌消毒

オイル

ベッド

治療室

ボスター

吸玉

治療器

温熱

健康維持・管理

トレーニング

治療補助

トレーニング

健康器具

開業準備

索引



## 酸素カプセル・酸素ルーム

酸素カプセル  
OXYGEN CAPSULE  
O2+

商品コード KT-975

1名タイプ

価格はお問い合わせ下さい

W800mm×D2,300mm×H810mm

日本気圧バルク工業は酸素カプセルも製造しています。2017年最新モデル1.4気圧対応です。酸素ルームと同じ制御装置を使用していますので正確な気圧制御が可能です。

高気圧

一体型

酸素ルーム  
O2 ROOM  
ブレッドA・タイプS

商品コード KT-976

2〜4名タイプ

価格はお問い合わせ下さい

W1,000mm×D2,250mm×H1,600mm

酸素カプセルと設置面積がほぼ変わらないコンパクトタイプです。酸素カプセルとは比べ物にならない室内空間を実現しています。もちろんエアコン、テレビは標準で装備されています。

高気圧

低気圧

2WAY

分割式

一体型

静音タイプ

酸素ルーム  
O2 ROOM  
スクエア

商品コード KT-981

1〜3名タイプ

価格はお問い合わせ下さい

W1,200mm×D2,250mm×H1,400mm

箱型の標準的なサイズです。ご家庭のご使用から店舗でのご使用まで日本気圧バルク工業株式会社が自信をもっておすすめする最新型酸素ルームです。オプションで外装のデザインを自由に加工できるのが特徴です。

高気圧

低気圧

2WAY

分割式

静音タイプ

## 高気圧 HIGH PRESSURE

## 美肌への入り口。

高気圧酸素は普通の呼吸より溶存型酸素の浸透圧を高め、肌の活性化を促します。

酸素不足になりやすいお肌は、シミや老化を進めてしまいます。溶存型酸素は通常の酸素より分子が小さく、毛細血管を通り抜けるため血管や体液に直接溶け込みます。この溶存型酸素を多く取り込むことのできる高気圧酸素は、血行や新陳代謝を活性化し、美肌効果が期待できます。

## ダイエットに。

ダイエットで無理な食事制限をしても、ダイエットの効果は期待できません。

高気圧酸素は、体のすみずみまで酸素を行き渡らせ、脂肪を燃やすパワーを作り、細胞の新陳代謝をよくすることで脂肪燃焼が促進されます。

## 元気の理由をよく聞かれます。

高気圧酸素は普通の呼吸より溶存型酸素の浸透圧を高め、体調維持だけではなく、老化予防や集中力を高めます！

## 期待される効果

肩こり

腰痛

基礎代謝向上

眼精疲労

記憶力向上

脳細胞の活性化

## 低気圧 LOW PRESSURE

トップアスリートが取り入れている高知トレーニング。

低気圧酸素ルームで標高3,000mの環境を再現。

最高のトレーニング環境が実現できます。

低酸素環境となる高地では、筋肉への酸素の供給が制限されるため、身体に負担がかかります。高地トレーニングが長期間にわたると血液中のヘモグロビン濃度が高くなり、平地でのトレーニングに比べ筋肉への酸素運動能力や、有酸素性エネルギーの生産能力が高まることで、心拍数の上がりにくいパワーのある身体が作られます。

## 二つの酸素のチカラで蘇るカラダ

高気圧酸素ルームに入ること、通常よりも多くの酸素を取り込み、戦う最高のカラダ作りをサポートします！

溶存型酸素の浸透圧を高め細胞の活性化を促します。

現代人は社会のストレスや大気汚染による酸素不足が原因で、病気や老化など様々な悩みをかかえるようになりました。人間の身体には約37兆個の細胞があり、そのすべてが酸素を必要としています。高気圧酸素ルームは溶存型酸素の浸透圧を高める酸素セラピーには、身体の各機能を整え、健康増進が期待できます。

酸素ルームに入るとヘンリーの法則※により普段の呼吸では得られない「溶存型酸素」を増やすことができると言われています。

※ヘンリーの法則（英：Henry's law）は気体に関する法則であり、1803年にウィリアム・ヘンリーにより発表。

酸素には「溶存型酸素」「結合型酸素」の2種類が身体の中に存在します。

## 溶存型酸素

血液中に溶け込んだ酸素を溶存型酸素といいます。高気圧酸素の環境では、溶存型酸素は血液中に直接溶け込んでいるので、手先、足先、心臓、脳や目の末端の細胞まで流れていきます。

## 結合型酸素

赤血球中のヘモグロビンが酸素（これを結合型酸素といいます）を結びつけて全身に運びます。高気圧酸素の環境では、結合型酸素が増大します。また、全身を流れる酸素が増大することによって、安静時の心拍（脈拍）数が減少します。

「結合型酸素」とは通常の呼吸で得られる酸素で、血液中のヘモグロビンに依存して融合し、血管に運ばれています。そのためヘモグロビンの大きさは細い毛細血管を通り抜けるには限られてしまいます。しかし「溶存型酸素」はヘモグロビンと融合していない酸素で、しかもヘモグロビンより小さいため、毛細血管を通りやすく体内により多くの酸素を送り込むことができます。



測定機能付自力運動訓練装置 ウェルトニック WTS-Lシリーズ



ウェルトニック WTS-01L  
レッグプレス

商品コード KR-289

1,100,000円 (税込1,210,000円)

(クラスII/特管) 認証番号 27B2X00088000019

- 速い動作に対応可能なので、踵タイプに近いトレーニング感覚が得られます。
- 足元のフレームを排除し、移乗しやすくしました。
- シートの背もたれ腰部にはやわらかい素材を使用し、腰部への圧迫を低減しました。

おもに強化される筋肉  
大腿四頭筋、大殿筋、ハムストリングス、下腿三頭筋

下肢全般を強化

下肢全般の筋肉を用いた運動により、立ち上がる、座る、しゃがむ、歩く等の動作、日常生活に必要な筋力を強化します。足を固定し上半身が移動する構造により、実際の動作により近いトレーニングがおこなえます。

定格電源電圧及び周波数	AC100V 50/60Hz
電源入力	600VA
電撃保護	クラスI機器B形装着部
本体寸法	幅650×奥行1,800×高さ1,130 (mm)
質量	110kg
負荷設定	50～1,200N 精度±5%F.S.
筋力測定	200～2,000N 精度±5%F.S.
回数設定	カウントダウン1～100回



ウェルトニック WTS-02L  
レッグエクステンション

商品コード KR-290

1,150,000円 (税込1,265,000円)

(クラスII/特管) 認証番号 27B2X00088000020

- 最大屈曲点や最大伸展付近では、荷重が設定値より軽く加わる等、膝関節筋群にマッチした理想的な荷重が加わる設計です。

おもに強化される筋肉  
大腿四頭筋

内側広筋を強化

膝関節可動域の維持・拡大や、スムーズな階段の上り下りに必要な、大腿四頭筋を強化します。なかでも、膝の最終伸展域で働く内側広筋の強化は、膝の安定化に寄与すると言われています。

定格電源電圧及び周波数	AC100V 50/60Hz
電源入力	600VA
電撃保護	クラスI機器B形装着部
本体寸法	幅785×奥行1,320×高さ1,450×高さ1,220 (mm)
質量	83kg
負荷設定	20～500N 精度±5%F.S.
筋力測定	100～850N 精度±5%F.S.
回数設定	カウントダウン1～100回



ウェルトニック WTS-03L  
ローイング

商品コード KR-291

1,050,000円 (税込1,155,000円)

(クラスII/特管) 認証番号 27B2X00088000021

- 胸パッドの収納距離を長くすることで小柄な方にもフィットします。

おもに強化される筋肉  
広背筋、菱形筋、僧帽筋、三角筋、脊柱起立筋

広背筋・菱形筋を強化

広背筋、菱形筋を中心に強化します。高齢者の円背(猫背)には、これら背筋群の筋力低下が関係していると考えられています。

定格電源電圧及び周波数	AC100V 50/60Hz
電源入力	600VA
電撃保護	クラスI機器B形装着部
本体寸法	幅730×奥行1,340×高さ1,000～1,060 (mm)
質量	77kg
負荷設定	30～600N 精度±5%F.S.
筋力測定	100～1,000N 精度±5%F.S.
回数設定	カウントダウン1～100回



ウェルトニック WTS-04L  
アブダクション

商品コード KR-292

1,080,000円 (税込1,188,000円)

(クラスII/特管) 認証番号 27B2X00088000022

- 開始角度の設定は、レバー1つで簡単に入れます。
- 移乗時には簡単にアームを開ける事ができ、乗り降りをしやすくしました。

おもに強化される筋肉  
中殿筋、小殿筋、大腿筋膜張筋

骨盤の安定を強化

中殿筋など、股関節外転筋群の運動を行います。これらの強化は、歩行をはじめとする立位動作の安定化を通じて、転倒の予防に貢献すると考えられています。

定格電源電圧及び周波数	AC100V 50/60Hz
電源入力	600VA
電撃保護	クラスI機器B形装着部
本体寸法	幅710～1,160×奥行1,170×高さ1,200 (mm)
質量	69kg
負荷設定	30～600N 精度±5%F.S.
筋力測定	100～1,000N 精度±5%F.S.
回数設定	カウントダウン1～100回

移動型の1人用  
プーリー運動器具です。

- 主に肩関節可動域の維持・拡大を図ることに用いられます。
- 滑車に取り付けられたロープを両手で持ち、片側の手で引っ張ることにより、反対側上肢の他動運動・自動助運動を行います。
- ロープの長さを調節することができます。
- 移動用のキャスター付ですので、設置場所を選びません。

上肢交互運動器  
(椅子型)

商品コード KR-348

105,000円 (税込115,500円)

外形寸法	幅620×奥行600×高さ2,260 (mm)
材質	本体:鉄 シート:抗菌レザー張り
質量	18kg
付属品	吊滑車×1、自在木×1、握環×2、NYロープ3m



移動式姿勢矯正鏡

商品コード KR-293

270,000円 (税込297,000円)

材質	フレーム:鉄製 サイドゴム:エラストマー
鏡面寸法	幅906×高さ1,534 (mm)
外形寸法	幅1,050×奥行650×高さ1,850 (mm)
質量	52.5kg

姿勢矯正、  
歩行練習、  
起立練習等に

- 姿勢矯正、歩行練習、起立練習等に使用する全身用の鏡です。
- 移動のためのキャスター付き。
- 位置調節可能なバンドを、左右の中心や肩の高さなどの目印としてご利用いただけます。



手触りが良く、  
すべりにくい

運動昇降式平行棒パラレル  
(ストレートタイプ)

商品コード	KR-613	商品コード	KR-613B
3.5m	600,000円 (税込660,000円)	2.5m	585,000円 (税込643,500円)

	3.5m	2.5m
材質	エンドキャップ:合成ゴム 支柱:スチール 支柱カバー:プラスチック 手すり:スチール+エラストマー	
外形寸法	幅800×奥行3,500×高さ670～1,000 (mm)	幅800×奥行2,500×高さ670～1,000 (mm)
手すり	直径:φ43mm 高さ調節ストローク:330mm 調節ピッチ:無段階	
質量	83kg	75kg

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

カメラ  
ピンセット

もぐさ  
灸用品

検査・測定

滅菌・消毒

オイル・  
クリーム

ベッド・  
マクラ

治療室  
設備

ボスター  
模型・  
ター

吸玉

治療器

温熱

健康維持・  
管理

テーピング  
用品

治療補助  
用品

トレーニング

健康器具

開業準備

索引



ストレッチマシン

動的ストレッチマシン Rakuretech (ラクレッツ)



Aフレーム：ブラック  
シート：レッド

胸・肩・肩甲骨周りを気持ち良く広げるマシン  
胸、肩、脇の下、姿勢改善



Bフレーム：ホワイト  
シート：ブラウン

チェスト

商品コード KR-501

850,000円  
(税込935,000円)

W76×D89×H143 (cm)



Aフレーム：ブラック  
シート：レッド

肩・肩甲骨周りを中心に上下に動かすマシン  
首から肩、脇の下、姿勢改善



Bフレーム：ホワイト  
シート：ブラウン

ショルダー

商品コード KR-502

830,000円  
(税込913,000円)

W77×D108×H120 (cm)



Aフレーム：ブラック  
シート：レッド

お尻、腰回り、ハムストリングをストレッチするマシン  
腰痛、骨盤の歪み



Bフレーム：ホワイト  
シート：ブラウン

ヒップ

商品コード KR-503

720,000円  
(税込792,000円)

W76×D90×H108 (cm)



Aフレーム：ブラック  
シート：レッド

股関節まわりをストレッチするマシン  
内転筋、腸腰筋、骨盤の歪み



Bフレーム：ホワイト  
シート：ブラウン

アダクター

商品コード KR-504

920,000円  
(税込1,012,000円)

W146×D134×H169 (cm)



Aフレーム：ブラック  
シート：レッド

肩・肩甲骨周り、お尻、腰回りのストレッチ  
ヒップとショルダーを組み合わせた小スペース向けマシン



Bフレーム：ホワイト  
シート：ブラウン

2in1

商品コード KR-505

980,000円  
(税込1,078,000円)

W82×D115×H118 (cm)



Aフレーム：ブラック  
シート：レッド

お尻、腰回りのストレッチ  
股関節周辺、ハムストリング



Bフレーム：ホワイト  
シート：ブラウン

クラス

商品コード KR-506

920,000円  
(税込1,012,000円)

W61×D151×H127 (cm)



Aフレーム：ブラック  
シート：レッド

前後左右、斜め360度座面が回転  
骨盤周辺、お腹のストレッチ



Bフレーム：ホワイト  
シート：ブラウン

ツイスター

商品コード KR-507

280,000円  
(税込308,000円)

W73×D88×H93 (cm)



Aフレーム：ブラック  
シート：レッド

太もも周辺、足首などをストレッチするマシン



Bフレーム：ホワイト  
シート：ブラウン

ハムスター

商品コード KR-508

300,000円  
(税込330,000円)

W78×D148×H108 (cm)





## 自動空圧式フィットネスマシン FAST TRAINER (ファストトレーナー)

商品コード KR-621

850,000円 (税込935,000円)

電源	DC12V、3A (専用電源アダプター)
消費電力	6.5W (ポンプ駆動時)
外形寸法 (本体)	幅200×奥行121×高さ72mm
本体質量	1,070g
付属品	電源アダプター/コード、大腿部用ラップ (左右)、腕用ラップ (左右)、連結チューブ (2本)、取扱説明書 (保証書付)、専用ケース

### 機能

タッチパネル/自動圧調整機能 (送気脱気)/音声ガイド (ON 音量3段階/OFF)/安全機能 (30秒センサー無反応時強制脱気)/マニュアル設定/プリセット設定 (4種類)/専用アプリ操作/ユーザー設定保存機能 (アプリ)

### マニュアル設定内容

圧迫強度 (Pressure) — 150～300mmHg (10単位)  
圧迫時間 (Workout) — 10～180秒 (10単位)  
インターバル (Interval) — 10～300秒 (10単位)  
セット数 (Sets) — 1～10セット (1単位)



### 速圧トレーニング

自動圧調整、幅広く筋肉を圧迫するラップを装着し自重運動を行うだけで筋肉を低酸素状態にでき、ウェイトトレーニングなどでしか動かない速筋を短時間で確実に鍛えることができます。シェイプアップ、スポーツパフォーマンス向上、リハビリ、高齢者の筋力向上など幅広い目的に対して有効に利用できます。



### 速圧ストレッチ

新たな概念のストレッチコンディショニングメソッド。筋・筋膜・表層ファシアの3つの組織に同時にアプローチ。圧迫することで伸張反射を防ぎながら行うことができ、ROMの改善にも好結果が期待できます。



### 速圧カーディオ

低強度の運動強度でも心肺機能・代謝の向上と、速筋の活動を同時に行うことができるメソッド。運動を続ける中で圧迫と除圧を繰り返すだけで高強度インターバルトレーニングのような結果が期待できます。

## トレーニング、ストレッチ、有酸素運動を短時間・小スペースで効率よく効果的に

自動圧調整と筋肉を幅広く覆うラップにより、トレーニング、ストレッチ、有酸素運動をより効率よく効果的に行うことができるフィットネスマシンです。短時間・省スペース・自重・知識なしでも運動やケアを短時間でどなたでも簡単に好結果を実現できるサービス提供が可能です。



## スタイルックスQR+

商品コード KR-285

700,000円 (税込770,000円)

寸法	700 (W) × 540 (D) × 900 (H) mm
質量	22kg
電源	AC100V (50/60Hz)
消費電力	60W
モード	3種類のプログラム内蔵

### プログラムメモリー

オリジナルプログラムを4個メモリー可能。モード・運動回数・強度・外旋角度を自由に組み合わせ、オリジナルのプログラムを作成できます。

### 目的に合わせて3つのモードから選択

使用者の年齢・筋力・柔軟性に合わせて運動強度が可変するプログラムを選択できます。

### 回数設定

50回 (約3分)・100回・150回・200回・250回・300回

運動強度	運動角度
7段階	3段階

O脚・X脚の改善には、股関節のストレッチと外旋筋の強化が必要です。日本人に多いO脚X脚は、“生まれつき”によるものは少なく、ほとんどの場合、生活習慣・運動習慣・姿勢等が原因だと言われています。O脚X脚は、コンプレックスだけの問題ではなく、様々な疾病と関係していることも指摘されています。

## 股関節のストレッチと外旋筋を強化する運動機器。



**外旋筋トレーニング**  
お尻の中 (外旋筋) を意識して、かかと同士を引き寄せる運動。



**内転筋トレーニング**  
引き寄せた状態で、1秒タメをつくることにより、内転筋に意識が集中しています。



**股関節のストレッチ**  
骨盤を動かすイメージで股関節を開きます。



**肩甲骨周辺トレーニング**  
肘を伸ばし、左右の肩甲骨を寄せるイメージで肩関節を外旋させることで、肩甲骨まわりの筋力トレーニングを行います。



**胸部ストレッチ**  
背筋を伸ばし、胸を張って肩関節を外旋させることで、胸部のストレッチを行います。

**TANITA**  
Healthy Habits for Happiness



▲ダークグレー

▲ホワイト

## 業務用マルチ周波数体組成計 MC-780A-N ポールタイプ

商品コード KA-587A

ダークグレー

商品コード KA-587B

ホワイト

各700,000円 (税込770,000円)

寸法: 幅360×高さ1165×奥行717mm  
質量: 約15.5kg  
製造国: 日本

インピーダンス	測定方法	マルチ周波数8電極
	測定周波数	5 kHz / 50 kHz / 250 kHz
	電極電流	90 μA以下 (JIS医用電機規格: JIS0601-1に準拠)
	電極材質	脚部: ステンレス / 手部: ABSメッキ
入力項目	測定部位	全身 / 右腕 / 左腕 / 右脚 / 左脚
	測定範囲	75.0 Ω ~ 1500.0 Ω
	性別	女性 / 男性
	体型	スタンダード / アスリート
体重測定部	年齢	6～99才 (スタンダード) / 18～99才 (アスリート)
	計量方式	電気抵抗線式はかり
	精度等級	3級
	ひょう量 (最大計量)	270 kg (風袋量を含む)
	目量 (最小表示)	0.1 kg

## 体組成分析を4C法で最適化 個人差にも対応した高精度の体組成計

- 小児・高齢者・スポーツ選手のような特異な体格も誤差なく測定できる高精度モデル。
- 体組成を分析する技術の中で特に精度の高い方法といわれる4C法を採用。
- 多周波数で精度の高い測定。

入力しやすい操作パネル

SDメモリーカードにデータ保存

キャスター付きで移動がしやすい



使用温度範囲	5℃～35℃
電源	100V AC (50/60Hz) ACアダプター (DC12V 3A)
主な材質	ABS、アルミニウム、鉄
主な付属品	取扱説明書、テクニカルノート、組み立てガイド、表示器載せ台カバー、ACアダプター、電源コード、SDメモリーカード、専用印刷台紙 (200枚)、測定結果解説ポスター、A4プリンター専用USBケーブル、保証書

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

ビンセント

もくさ

検査測定

減菌・消毒

オイルム

マクロ

設備室

ボスター

吸玉

治療器

温熱

健康維持・管理

テレーン

治療補助

トレーニング

健康器具

開業準備

索引





## 電磁パルスで座って鍛える 骨盤底筋ケアマシン

骨盤底筋の衰えは尿もれや姿勢の悪化など多くの問題を引き起こします。「アブソリュートマセクサーミニ」は座るだけで、鍛えにくい骨盤底筋を効果的にトレーニングすることができます。

着衣のまま

座るだけ

電流と比較して7倍の到達力

持ち運びが可能

コストは電気代のみ

簡単操作

## 骨盤底筋強化マシン アブソリュート マセクサーミニ

商品コード KR-294  
798,000円（税込877,800円）

本体サイズ：約幅31×奥行41×高さ20cm  
ホース長さ：約170cm  
液晶サイズ：7インチ  
骨盤底筋クッションサイズ：約幅45×奥行43×高さ10cm  
重量：約9.8kg  
磁力：最大7テスラ  
消費電力：1,500W



## 業務用低周波美容器 BF-151

商品コード KE-609  
1,900,000円  
（税込2,090,000円）

定格入力電圧	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	50W
出力	BODY：65V（最大） EMS：18.5V（最大） MCR：50μA、200μA（固定）
発振周波数	BODY：搬送周波数 2500Hz、3000Hz 干渉周波数 3~400Hz EMS：搬送周波数 5000Hz ~5400Hz 干渉周波数 40~400Hz MCR：0.2Hz、2Hz
タイマー	BODY：0~30分 EMS：0~15分 MCR：0~15分
本体サイズ	W400×H233×D342（mm）
本体重量	約7.5kg

## ボディとフェイシャルの「同時トリートメント」をこの一台で

独自のプログラミングで制御された「EMS」と「マイクロカレント」を搭載しました。



◆30分で全身のトリートメントが完了  
◆「EMS」と「マイクロカレント」によるトリートメントを実現



## 業務用ボディトリートメント美容器 スーパーセルム RF+

商品コード KE-623  
1,800,000円（税込1,980,000円）

定格電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	140W
寸法	W340×D380×H990（mm）
重量	28kg
標準付属品	RF吸引プローブ（大）×1 RF吸引プローブ（小）×1

プローブは2タイプ。部位に応じて使い分け可能。

「温める」「もみだし」「肌を引き締める」のトリプルトリートメント

「強力タップ吸引」  
3パターンの吸引リズムで手軽にトリートメント

「ラジオ波によるディープヒーティング」  
バイポーラRFで心地よくトリートメント

「ローリングもみだし」  
ローラー移動するだけでハードセルケア



## LIGHENCE II（ライエンスII）

商品コード KE-616

価格 お問い合わせ下さい

方式	高速脱毛・高速フォトIPL+RF脱毛/IPL+RFフォト
照射面	クリスタルサファイア
スポットサイズ	10mm×50mm
フィルター	530nm/640nm 2枚
光源	キセノンランプ（ヘレウス社製）
ヘッド冷却方式	ペルチェ素子冷却・水冷
本体冷却	水冷/空冷
監視システム	水流・水温・水位
電圧	AC100V 50Hz/60Hz
最大消費電力	2000W
ボディサイズ	W44cm×D42cm×H100cm
重量	約35kg

## ハイスpek高速脱毛機

単発式、連射式どちらも使用することが出来るようになっており、各タイプで最高水準の技術を搭載しています。

【連射式】 OPT方式	【単発式】 E-Light（IPL+RF）方式
弱いエネルギーを照射	強いエネルギーを照射
OPT蓄熱式	IPL光エネルギー
毛周期に関係なく脱毛可能	RFラジオ波
	脱毛実感が早く濃い毛質にも対応
	脱毛しながらスキニングも可能

全身脱毛  
最短15分  
※理論値



## ドクターズ・マン 水素吸引機 H2J11

商品コード KF-628  
2,200,000円（税込2,420,000円）

純度：99.999+％  
流量：250cc/min  
最大供給圧力：700Kpa  
消費電力：140W  
定格電圧：AC100V 50/60Hz  
設置環境：温度15～35℃ 湿度0～80％  
タンク容量：2.5L  
寸法：W230×D370×H480（mm）  
重量：13kg

高純度  
99.999+％



水素吸引機、こんな場所で。

- クリニック
- フィットネススクラブ
- サロ
- 美容院
- 接骨院

高純度精製水を使用  
高純度精製水を使用することで純度の高い水素ガスを生成することができます。高純度精製水以外を使用されますとエラー表示され使用はできません。

ドクターズ・マンの業務用水素吸引機  
安全に高純度水素を連続発生できる画期的な装置です。



## ドクターズ・マン 水素ガス充填装置 DAYS（デイズ）TM-1

リース専用商品

リース料 月々30,000円（税別）  
詳しい内容はドクターズ・マンよりご連絡差し上げます。

外形寸法：W110×D230×H360（mm）  
重量：5kg（200L水素タンク込み）  
定格電圧：AC100V（ヒーター使用時のみ）  
定格周波数：50Hz～60Hz

3秒生成

わずか3秒の水素充填。そして高濃度。

水素水を正しく、安心して飲める環境を。

ドクターズ・マンの水素充填マシン  
業界初、ペットボトル飲料に水素を溶存できるDAYS。

様々な飲料に充填可

どんな飲料にも水素充填可能。



## フォームラバー

商品コード KN-327B

(5枚)

4,500円(税込4,950円)

- 衝撃の吸収やストレスポイントの緩和に適したソフトタイプ。
  - 部位に合わせてはさみでカットし、テーピングで固定して使用します。
  - 優れた緩衝効果と保護効果を発揮します。
- サイズ：巾20×長さ30×厚み0.7cm

## フェルト

商品コード KU-010A

厚さ9mm×幅22cm×長さ91cm

8,800円(税込9,680円)

- 9mmの厚さのフェルトです。衝撃緩衝材としてはさみでカットして使用します。

## フェルト のり付き

商品コード KU-010B

厚さ3mm×幅15cm×長さ227cm

9,600円(税込10,560円)

ロール状

商品コード KU-010C

厚さ6mm×幅15cm×長さ227cm

12,600円(税込13,860円)

ロール状

●裏面のシールをはがして使う糊付きのフェルトです。

商品コード KU-010D

厚さ6mm×幅15cm×長さ30cm(4枚入)と厚さ3mm×幅15cm×長さ30cm(4枚入)の計8枚入り

10,700円(税込11,770円)

板状バラエティーパック

## フォームラバー ひざ用

商品コード KU-012

巾12cm×長さ17cm×厚み0.7cm×穴直径4cm(3枚入)

1,350円(税込1,485円)

- 衝撃の吸収やストレスポイントの緩和に適したソフトタイプ。●ひざに合わせてテーピング等で固定して使用。
- 優れた緩衝効果と保護効果を発揮。

## ボンドフリー (テーピングハサミ) NS-160

商品コード KU-036

2,000円(税込2,200円)

本体サイズ(縦×横×高さ)：160mm×65mm×8mm  
刃渡り：33mm 重量：44g  
刃：ステンレス刃物鋼 高品質フッ素コーティング  
本体：ABS樹脂

## テーピング専用 はさみ

商品コード KN-637

18.5cm

2,900円(税込3,190円)

商品コード KN-638

20.5cm

8,500円(税込9,350円)

- 先端が丸く、刃がドッグレグした形状で、皮膚を傷つけずに巻いたテープを切ることが可能。
- テープの他にパッドやフォームラバー、伸縮テープを切るために必要なアイテム。

## 粘着スプレー A-220

商品コード KN-660

220mL

850円(税込935円)

アンダーラップの接着やテープ自体の接着カアップに。

## リムーバースプレー R-300

商品コード KN-661

300mL

1,000円(税込1,100円)

粘着スプレーで接着したアンダーラップや固定テープの除去に。

## テーピング専用 コブラカッター

商品コード KN-643A

20cm

2,800円(税込3,080円)

- 皮膚を痛めず、スピーディーにテープを身体から切り離すことができるカッター。
- はさみと一緒に常備するべき必需品。

## ネバノン

商品コード KN-257

(大)

3,700円(税込4,070円)

全長：210mm  
刃長：85mm

商品コード KN-258

(中)

3,500円(税込3,850円)

全長：170mm  
刃長：70mm

商品コード KN-259

(小)

3,200円(税込3,520円)

全長：135mm  
刃長：55mm

## キャビロン 非アルコール性皮膚膜スプレー

商品コード KU-034

28mL

価格 お問い合わせ下さい

はっ水性の皮膚膜を形成し、便・尿などの刺激物やテープ・粘着製品のはくり刺激等からお肌を保護します。

### 低刺激性

アルコールを含んでいないので、傷んだ皮膚に塗布してもしみにくい製品です。



ロイヤルブルー ネイビー ブラック

## Fトレーナーズバッグ

商品コード KU-023A

ロイヤルブルー

商品コード KU-023C

ブラック

商品コード KU-023B

ネイビー

各6,900円(税込7,590円)

サイズ：縦13.5×横34×高さ27.5cm

## テーピングやスプレー類・シザーズ類の収納に

中身の見える透明ポーチ付き



## ニトリート スポーツバッグ

商品コード KN-998

7,500円(税込8,250円)

サイズ：幅220mm×奥行360mm×高さ270mm



※ポーチの中身は商品に含まれません。



キネシオロジーテープ



肌に優しく、  
動きにフィットしつつ貼り直しも可能  
**長く密着、  
楽に剥がせる。**

- ▶動きに追従する独自の粘着剤を使用しています。
- ▶汗や水にも粘着性を維持するため長時間の重ね貼りが可能です。
- ▶テープをはがすときの体毛除去や角質剥離を抑えます。
- ▶ウェーブ状に粘着剤が塗られており、通気性に優れます。

筋肉保護テープ  
ニトリート  
キネロジ® EX  
(化粧箱タイプ)

商品コード KN-974

規格	入数
A 巾2.5 cm×5m	12巻
B 巾3.75cm×5m	8巻
C 巾5.0 cm×5m	6巻
D 巾7.5 cm×5m	4巻
E 巾5.0cm×31.5m	1巻

各6,300円(税込6,930円)

規格	入数
F 巾7.5cm×31.5m	1巻

9,500円(税込10,450円)



通気性に  
すぐれた筋  
肉保護テープ  
肩、腰、ひざなどの  
筋肉を爽やかに  
サポートします。

- ▶適度な伸縮性を備えています。
- ▶肌にやさしい粘着剤を使用しています。
- ▶ウェーブ塗工を施しています。

粘着伸縮布包帯(筋肉保護テープ)  
ニトリート  
キネシオロジーテープ

商品コード KN-389  
非撥水タイプ

規格	入数
A 巾2.5 cm×5m	12巻
B 巾3.75cm×5m	8巻
C 巾5.0 cm×5m	6巻
D 巾7.5 cm×5m	4巻
E 巾5.0cm×31.5m	1巻

各5,700円(税込6,270円)

規格	入数
F 巾7.5cm×31.5m	1巻

8,500円(税込9,350円)

商品コード KN-391  
撥水タイプ

規格	入数
A 巾2.5 cm×5m	12巻
B 巾3.75cm×5m	8巻
C 巾5.0 cm×5m	6巻
D 巾7.5 cm×5m	4巻
E 巾5.0cm×31.5m	1巻

各6,300円(税込6,930円)

規格	入数
F 巾7.5cm×31.5m	1巻

9,500円(税込10,450円)



筋肉保護テープ  
ニトリート  
キネロジ® PRO

商品コード KN-001

規格	入数	カラー
A 巾5cm×4.5m	4巻	ベージュ
B 巾5cm×4.5m	4巻	ブルー
C 巾5cm×4.5m	4巻	グレー

商品コード KN-002

規格	入数	カラー
A 巾10cm×4.5m	2巻	ベージュ
B 巾10cm×4.5m	2巻	ブルー
C 巾10cm×4.5m	2巻	グレー

各6,000円(税込6,600円)

厚手高伸縮素材で貼付感UP



伸縮率190%超え  
までUP!  
アスリートのダイ  
ナミックな動きに  
負けない

高い伸縮率、強いサポート感。

- ▶動きに追従する独自の粘着剤を使用しています。
- ▶汗や水にも粘着性を維持するため長時間の重ね貼りが可能です。
- ▶テープをはがすときの体毛除去や角質剥離を抑えます。
- ▶ウェーブ状に粘着剤が塗られており、通気性に優れます。



ニトリート  
ひざかんたん  
スポーツ

商品コード KN-392

2枚入り  
750円(税込825円)

商品コード KN-392B

10枚入り  
2,980円(税込3,278円)

サイズ: 75mm×435mm  
材質: 基材/綿(強撚布)  
アクリル系粘着剤

ひざ痛の予防、パフォーマンス向上に  
マラソンや山登り、サッカーなどのスポーツに

- 久しぶりのスポーツ。練習不足で「ひざ」が心配な方に
- レース後半、ピッチ・歩幅が落ちるという方に
- 上り坂で足が上がらない方に
- 下り坂で「ひざ」の負担が気になる方に
- 運動による「ひざ」の痛み、関節が不安定などが気になる方に
- サポーター、装具等が使いづらい方に



ニトリート  
ひざかんたん  
ウォーキング

商品コード KN-394

6枚入り  
750円(税込825円)

スポーツ後のケアに、軽い運動時に

- ウォーキングや軽運動による「ひざ」の痛み、関節が日常生活で気になる方に
- スポーツをした翌日の負担軽減に
- 仕事でひざに負担を感じる方に
- 本格的なテーピングは、うまく巻けないという方に
- サポーターだと目立ってしまう、サポーターではストッキングが履けない方に



ニトリート  
足首かんたん  
スポーツ

商品コード KN-393

2枚入り  
750円(税込825円)

商品コード KN-393B

10枚入り  
2,980円(税込3,278円)

サイズ: 90mm×550mm  
材質: 基材/綿(強撚布)  
アクリル系粘着剤

足首痛の予防、  
パフォーマンス向上に  
マラソンや山登り、サッカーなどのスポーツに

- 足底(足のウラ)が疲れやすい方に
- 久しぶりのスポーツ。練習不足で「足首」が心配な方に
- 以前にケガをした「足首」をサポートしておきたい方に
- 運動による「足首」の痛み、関節の不安がある方に
- 本格的なテーピングは、うまく巻けないという方に



キネシオロジーテープ



ファルマテックス緑

商品コード KN-979

各3,150円 (税込3,465円)

規格	入数
A 25.0mm×5.2m	12巻
B 37.5mm×5.2m	8巻
C 50.0mm×5.2m	6巻
D 75.0mm×5.2m	4巻
E 50.0mm×32m (業務用)	1巻

粘着面:  
ウェーブ状  
のり

撥水性

撥水タイプウェーブ状  
粘着剤

接面積比率約82%により通気性が  
良く肌への負担が少ないテープ。



ファルマテックス  
Plus

商品コード KN-020

各5,000円 (税込5,500円)

規格	入数
A 37.5mm×5m (実長3.3m)	8巻
B 50.0mm×5m (実長3.3m)	6巻
C 75.0mm×5m (実長3.3m)	4巻
D 50.0mm×30m (実長19.8m)	1巻

スポーツにも最適!  
患部の圧迫固定にも!

剥離紙はカットしやすい  
目盛り (1cmの方眼) 付き

強燃糸使用  
優れた圧迫性・  
支持性

撥水性

粘着面  
ウェーブ状のり

重ね貼り可能



ベネファクト  
(伸縮性粘着包帯)

商品コード KN-281

各4,000円 (税込4,400円)

種類	規格	入数
A 2号白	2.5 cm×5m	12巻
B 3号白	5.0 cm×5m	6巻
C 6号白	3.75cm×5m	8巻
D 4号白	7.5 cm×5m	4巻
E 2号肌	2.5 cm×5m	12巻
F 3号肌	5.0 cm×5m	6巻
G 6号肌	3.75cm×5m	8巻
H 4号肌	7.5 cm×5m	4巻

剥離紙の1cm角の方  
眼が、カットの目安  
になります。



ワーデル  
(粘着性弾力包帯)

商品コード KN-304

各5,600円 (税込6,160円)

規格	入数
A 巾2.5cm×約5m (伸縮)	12巻
B 巾3.8cm×約5m (伸縮)	8巻
C 巾5.0cm×約5m (伸縮)	6巻
D 巾7.5cm×約5m (伸縮)	4巻
E 巾10cm×約5m (伸縮)	3巻

撥水タイプ

粘着部分は  
直線塗工



- 重ね貼りした状態で水や汗に濡れても剥  
がれにくい。
- アクリル糊を使用しているのでカブレに  
く安心です。

さらさ伸縮テープ

商品コード KN-007

規格	入数
A 2.5 cm×5m	12巻
B 3.75cm×5m	8巻
C 5.0 cm×5m	6巻
D 7.5 cm×5m	4巻

各2,260円 (税込2,486円)

規格	入数
E 5.0cm×30m (業務用)	1巻

2,150円 (税込2,365円)



- テーピングの定番モデル
- 肌にやさしい伸びるテープ
- ケガの予防や痛みの緩和に最適

商品コード KN-028A

黒 5m 6巻

商品コード KN-028B

赤 5m 6巻

各2,760円 (税込3,036円)

商品コード KN-028C

青 5m 6巻

さらさ  
キネシオロジーテープ

商品コード KN-027A

ページ 2.5cm 12巻

商品コード KN-027B

ページ 3.75cm 8巻

商品コード KN-027C

ページ 5.0cm 6巻

商品コード KN-027D

ページ 7.5cm 4巻

各2,760円 (税込3,036円)

商品コード KN-027E

ページ 業務用 5cm×30m

2,650円 (税込2,915円)



伸縮固定テープ  
3M™ マルチポア™  
スポーツ

商品コード KK-230

各3,780円 (税込4,158円)

規格	入数
D 25 mm× 5m	12巻
E 37.5mm× 5m	8巻
A 50 mm× 5m	6巻
B 75 mm× 5m	4巻
C 50 mm×33m	1巻

固定(粘着)力

弱 中 強

しっかり固定の

70  
デニール

撥水&しっかり固定。  
幅広い用途で活躍するオール  
マイティテープ



伸縮固定テープ  
3M™ マルチポア™  
スポーツライト

商品コード KK-231

各3,150円 (税込3,465円)

規格	入数
E 25 mm× 5m	12巻
A 37.5mm× 5m	8巻
B 50 mm× 5m	6巻
C 75 mm× 5m	4巻
D 50 mm×33m	1巻

固定(粘着)力

弱 中 強

皮膚感覚の

40  
デニール

肌へのなじみやすさ・  
かぶれにくさにこだわった  
キネシオロジーテープ



キネシオロジーテープ



ニューハレ  
AKT ロール

商品コード KU-021  
5,100円 (税込5,610円)

カラー	規格	入数
A	10cm幅×5m	3巻
B	7.5cm幅×5m	4巻
C	5cm幅×5m	6巻
E	3.75cm幅×5m	8巻
D	2.5cm幅×5m	12巻
F	10cm幅×5m	3巻
G	7.5cm幅×5m	4巻
H	5cm幅×5m	6巻
I	3.75cm幅×5m	8巻
J	2.5cm幅×5m	12巻

優れた伸縮性でどの部位に貼っても突っ張り感がなく、しっかりと関節や筋肉をサポート。



ニューハレ  
SK ロール

商品コード KU-022  
3,810円 (税込4,191円)

カラー	規格	入数
A	10cm幅×4.5m	3巻
B	7.5cm幅×4.5m	4巻
C	5cm幅×4.5m	6巻
E	3.75cm幅×4.5m	8巻
D	2.5cm幅×4.5m	12巻
F	10cm幅×4.5m	3巻
G	7.5cm幅×4.5m	4巻
H	5cm幅×4.5m	6巻
I	3.75cm幅×4.5m	8巻
J	2.5cm幅×4.5m	12巻

可動範囲を調整できる伸縮性とフィット感の両立を生み出しアンダーラップを必要とせず足首に巻いてもゴワつきません。



ニューハレ  
AKT34m  
ロングロール

商品コード KU-029  
5cm幅×34m ページュ  
5,100円 (税込5,610円)

素材: コットン97%、  
ポリウレタン3%  
糊材: アクリル系樹脂  
はくり紙: 紙

つなぎ目が無い34mなので無駄なく最後まで使えます  
30m分の値段で34m巻きなので、ヘビユーザにはかなりお得です!!

優れた伸縮性でどの部位に貼っても突っ張り感がなく、しっかりと関節や筋肉をサポート。



バトルウィン™  
キネシオロジー  
テープ強粘着

商品コード KN-012A  
手・足用 38mm×4.5m  
1箱8巻入 ページュ

商品コード KN-012B  
足・ひざ 50mm×4.5m  
1箱6巻入 ページュ

商品コード KN-012C  
腰・肩用 75mm×4.5m  
1箱4巻入 ページュ

取扱中止

汗に強くはがれにくい 強粘着  
※テープを切る際ははさみをご利用ください。  
伸縮【筋肉サポート(強)】  
粘着性 伸縮性 はく離紙 手切れ性 テープ色  
○ ○ ○ × ページュ  
高い固定力で汗に強く、激しいスポーツでもはがれにくい、強粘着タイプのキネシオロジーテープです。  
粘着剤にオイル成分を配合したことで、粘着力を下げることなく、はがす時の痛みを軽減した、肌にやさしいキネシオロジーテープです。



日本製

手で切れる はくり紙なし 貼り方ガイド付  
伸縮【筋肉サポート(中)】  
一人で巻くセルフテーピングに

粘着性	伸縮性	はく離紙	手切れ性	テープ色
○	○	×	○	ページュ/黒

適度な伸縮性と粘着性のキネシオロジーテープです。  
はく離紙がなく、手でカンタンに切れるため、一人で巻くセルフテーピングに最適です。

スポーツ

テニス、バドミントン、マラソン、ダンス、登山、ゴルフ

軽スポーツ

ジョギング、ウォーキング、ハイキング

日常生活

家事、軽作業

バトルウィン™  
手で切れるセラポア™テープFX  
BP (プリスターパック)  
(キネシオロジーテープ)

商品コード KN-011A  
25mm×5.5m (伸長時)  
1箱12巻入  
(ページュ1ロール×12)  
取扱中止

商品コード KN-011B  
38mm×5.5m (伸長時)  
1箱12巻入  
(ページュ1ロール×12)  
取扱中止

商品コード KN-011C  
50mm×5.5m (伸長時)  
1箱12巻入  
(ページュ1ロール×12)  
取扱中止

商品コード KN-011D  
50mm×5.5m (伸長時)  
1箱12巻入  
(黒1ロール×12)  
取扱中止



キロテープ  
(キネシオロジーテープ)

商品コード KN-009  
各4,500円 (税込4,950円)

規格	入数
A 2.5 cm×5m	12巻
B 3.75cm×5m	8巻
C 5.0 cm×5m	6巻
D 7.5 cm×5m	4巻
E 5.0 cm×30m	1巻

水に強い

濡れてもすぐ乾く。  
従来の撥水の領域を超えた、  
超撥水型のキネシオロジーテープ。  
マイクロファイバー生地採用により、圧倒的な速乾性と耐久性を実現。



水中の競技でも使用できます。

- 水・汗に強いので、水中の競技や雨のプレーも安心です。
- 縦・横に伸びるので、屈曲部にもやさしくフィットします。
- 水を吸いにくいので重くなったリ、抵抗になりません。
- 薄くて張力が強く肌色で目立たないので、関節の制限や筋肉のサポートなど幅広く使用できます。

粘着伸縮布帛帯 (筋肉保護テープ)  
ニトリート  
オムニダイナミック

商品コード KN-390A  
巾2.5cm×5m 2巻入  
1,000円 (税込1,100円)

商品コード KN-390B  
巾3.8cm×5m 2巻入  
1,500円 (税込1,650円)

商品コード KN-390C  
巾5.0cm×5m 1巻入  
1,000円 (税込1,100円)

商品コード KN-390D  
巾7.5cm×5m 1巻入  
1,500円 (税込1,650円)



キネシオロジーテープ

100% 合成繊維の  
革新的キネシオロジーテープ



プロ 150



プロ 20



プロ 5

KTテープ プロ

商品コード KU-020  
150 (150枚入)  
15,800円 (税込17,380円)

幅5cm × 長さ25cm (非伸長時)  
カラー：A～J

商品コード KU-019  
20 (20枚入)  
2,700円 (税込2,970円)

幅5cm × 長さ25cm (非伸長時)  
カラー：A～J

商品コード KU-017  
5 (5枚入)  
980円 (税込1,078円)

幅5cm × 長さ25cm (非伸長時)  
カラー：A、B、C、D、J

筋肉や関節、じん帯、腱の機能を  
優しくサポート



A	ジェットブラック
B	レーザーブルー
C	ヒーローピンク
D	ステルスベージュ
E	エピックパープル
F	ウィナーグリーン
G	ソーラーイエロー
H	プレイズオレンジ
I	レイジレッド
J	ソニックブルー

KT TAPE PROシリーズは、従来の圧迫固定タイプのスポーツテーピングとは異なる貼り方と機能性（高い伸縮性・粘着力）のキネシオロジーテープです。筋肉・関節の動きを妨げることなく部位を長時間サポートし、スポーツだけでなく日常生活のトラブルなどにも広く使用されています。

水の中でも剥がれにくい  
強力粘着タイプ

商品コード KU-001  
20 (20枚入)  
3,600円 (税込3,960円)



プロ エクストリーム 20

KTテープ プロ  
エクストリーム


商品コード KU-001  
20 (20枚入)  
3,600円 (税込3,960円)

幅5cm × 長さ25cm (非伸長時)  
カラー：ジェットブラック

商品コード KU-002  
150 (150枚入)  
17,200円 (税込18,920円)

幅5cm × 長さ25cm (非伸長時)  
カラー：ジェットブラック

腰や太ももなど1枚で  
大きな部位をカバーする  
2倍幅のテーピング



プロ ワイド 10

KTテープ プロ  
ワイド

商品コード KU-003  
10 (10枚入)  
3,400円 (税込3,740円)

幅10cm × 長さ25cm (非伸長時)  
カラー：ジェットブラック

ホワイトテープ



関節固定用テープ  
ニトリートCB

商品コード KN-348  
各3,300円 (税込3,630円)

規格	入数
A 巾1.3cm × 12m	24巻
B 巾2.5cm × 12m	12巻
C 巾5.0cm × 12m	6巻
D 巾1.9cm × 12m	16巻
E 巾3.8cm × 12m	8巻

- スポーツテーピングで、最も主体となるテープです。
- 関節の固定と可動域の制限を目的として、予防から応急処置、再発予防まで、幅広く使用できます。
- 作業性、固定感、持続性、低皮膚刺激性など、テープに必要なあらゆるポイントを追求しました。
- 使用部位に応じて選べる豊富な規格です。

固定用

バトルウィン  
テーピングテープ  
C-タイプ 非伸縮

商品コード KN-751A  
CH-12 12mm × 12m 36巻

取扱中止

商品コード KN-751B  
CH-19 19mm × 12m 24巻

取扱中止

商品コード KN-751C  
CH-25 25mm × 12m 24巻

取扱中止

商品コード KN-751D  
C-38 38mm × 12m 12巻

取扱中止

商品コード KN-751E  
C-50 50mm × 12m 12巻

取扱中止



関節固定用テープ  
ニトリートCBカラー

商品コード KN-021  
各3,900円 (税込4,290円)

規格	入数
A 巾1.3cm × 12m	24巻
B 巾1.9cm × 12m	16巻
C 巾2.5cm × 12m	12巻
D 巾3.8cm × 12m	8巻
E 巾5.0cm × 12m	6巻

- スポーツテーピングで、最も主体となるCBテープをカラー化しました。
- 肌に溶け込むカラーで、テーピングをあまり目立たせたくない時などに便利です。



ニトリート バリュースタック

- チームユース用のお得なパックです。定番品より1巻が長く、化粧箱を無くしたことでフィールドでのごみも少なくて済みます。
- 非伸縮タイプです。1巻入りのプリスターパックです。

非伸縮（関節固定用）テープ  
ニトリートCBテープ

商品コード KN-982  
バリューパック（徳用タイプ）  
各13,200円 (税込14,520円)

規格	入数
A 25 (25mm × 13.7m)	48巻
B 38 (38mm × 13.7m)	32巻
C 50 (50mm × 13.7m)	24巻



ホワイトテープ



ミュラー  
ホワイトプロテープ

お得なチームパック

商品コード KN-284A  
38mm×13.7m 32個  
**23,040円** (税込25,344円)

商品コード KN-284B  
51mm×13.7m 24個  
**22,800円** (税込25,080円)

- 日本仕様に開発された非伸縮コットンテープ
- ノンボラス加工
- 柔らかめのテープ
- テープエッジは切りやすいギザギザ構造



少量に便利な小箱

商品コード KN-284C  
38mm×13.7m 6個  
**4,440円** (税込4,884円)

商品コード KN-284D  
51mm×13.7m 6個  
**5,820円** (税込6,402円)



さらさ  
ホワイトテープ

商品コード KN-022A  
1.3cm×13.8m 1巻

商品コード KN-022B  
1.9cm×13.8m 1巻

商品コード KN-022C  
2.5cm×13.8m 1巻

各**158円** (税込174円)



商品コード KN-026A  
1.3cm 1CS (88巻入)  
**13,904円** (税込15,294円)

商品コード KN-026C  
2.5cm 1CS (48巻入)  
**7,584円** (税込8,342円)

商品コード KN-026B  
1.9cm 1CS (64巻入)  
**10,112円** (税込11,123円)

アンダーラップ

Finoa



肌保護用  
アンダーラップ

商品コード KN-688  
7.0cm×27m (※伸長サイズ) 12個  
各**5,400円** (税込5,940円)

- 肌を保護する下地処理用アンダーラップ。
- テープをはがすときの痛みを防止。
- 全8色でチームカラーに合せて選択。
- アンダーラップを肌に密着させるためのタックスプレーと、アンダーラップを取った後、のりを除去するためのリムーバースプレーは必需品。

ミックス：ライム、レッド、オレンジ、ピンク各1個 ベージュ、イエロー、ブラック、ブルー各2個 合計12個

C	ライム	A	レッド
B	ベージュ	D	イエロー
E	ブラック	F	ブルー
G	オレンジ	H	ミックス
I	ピンク		



ミュラー  
Mラップ カラー

商品コード KU-006  
70mm×27m 48個  
**18,240円** (税込20,064円)

12個入り小箱  
商品コード KN-631  
70mm×27m 12個  
**4,800円** (税込5,280円)

手で  
カット



A	ベージュ	B	ビッグレッド
C	ビッググリーン	D	ビッグゴールド
E	ビッグブラック	F	ビッグブルー
G	ビッグオレンジ	H	ビッグパープル
I	ビッグマルーン	J	ビッグピンク

- テープの糊から肌を守るアンダーラップ
- 天然ゴムを使用していないラテックスフリー素材
- 10色のカラーバリエーション
- シンガード留めや、ヘアバンドとしても活用いただけます。



バトルウィン  
アンダーラップテープ  
非粘着 U-70N

商品コード KN-754  
70mm×25m・1箱 (12巻)  
**取扱中止**

体毛のある部位やテープによるアレルギー反応のある人に対して、皮膚を保護するために使用します。剥離時の不快な痛みを防ぎ、皮膚への刺激をやわらげます。



ニトリート  
アンダーラップ  
UW-70

商品コード KN-976  
1箱16巻入  
**6,400円** (税込7,040円)

巾70mm×長さ25m




さらさ  
アンダーラップ

商品コード KN-029  
7.0cm×27.4m 12巻入  
**2,690円** (税込2,959円)

皮膚と一体感のある  
軽やかな着け心地

薄い素材を使用しているから、通気性が高くかぶれにくい。しなやかな伸縮性と耐久性を兼ね備えているから、薄くてもしっかりとフィットします。テーピングを巻く前にアンダーラップを巻くことでテーピングをはがす時の痛み等を予防します。体毛の濃い部分へのテーピングや、皮膚が弱い方にもおすすめです。



- 非粘着性。
- 皮膚を保護するテーピング下地。
- 皮膚の弱い方のかぶれ予防やテープをはがす時の痛みを和らげる為のテーピングです。
- 他のテーピングと併せてご使用ください。



エラスチックテープ

Finoa



関節固定用伸縮テープ  
Fエラスチック  
テープ

商品コード KU-030C  
25mm (12巻)

商品コード KU-030A  
50mm (6巻)

商品コード KU-030B  
75mm (4巻)

各5,040円  
(税込5,544円)

▲使用例  
外から  
ライトガード、  
Fエラスチック  
テープ、  
アンダーラップ

エラスチック 伸縮 固定

- 全方向に柔軟な伸縮性の関節固定用テープ。
- プロホワイト・テープに近い固定力。
- ハンディカット伸縮テープとの併用でさらに効果がアップ。



バトルウィン  
テーピングテープ  
E-タイプ (伸縮)

商品コード KN-752A  
E-25 25mm×4m 24巻

取扱中止

商品コード KN-752B  
E-50 50mm×4m 12巻

取扱中止

商品コード KN-752C  
E-75 75mm×4m 12巻

取扱中止

肩・膝等の  
関節用

可動域の大きい部位や柔軟性を必要とする膝、肘、肩などに使用します。適度な圧迫感があり、最適な伸縮テープです。



SARASA  
伸縮ハードテープ

商品コード KN-023A  
5.0cm×4.6m 24巻

商品コード KN-023B  
7.5cm×4.6m 16巻

各9,600円 (税込10,560円)

※7.5cmのみ、ビニール包装無しとなりますことご了承ください。

- 可動域の大きな部位への制限・固定に最適なテーピング
- 厚手生地のため、テーピング強度にも優れています。
- ハンディカットタイプではありません。
- 1巻ずつの個別包装となるので、清潔な持ち運びや保管が可能です。

三拍子揃った伸縮テープ

最適な伸縮性、安定した固定力、強い粘着力を備えておりますので、適度な制限としっかりとした固定が可能です。センターラインは、テーピングガイドとして役立ちます。肩や膝、腰などの可動域の大きい関節や筋肉などの部位へのテーピングにご利用ください。



伸縮性粘着テープ  
ニトリートEB

商品コード KN-347

各4,200円 (税込4,620円)

規 格	入数
A 巾2.5cm×4m	12巻
B 巾5.0cm×4m	6巻
C 巾7.5cm×4m	4巻

- 主に膝、肘、肩など筋肉の収縮、弛緩の大きな部位に使用される伸縮性テープです。
- 伸びは必要最小限にとどめていますので、テーピング後の過度の圧迫がありません。



伸縮性粘着テープ  
ニトリートEBテープ

商品コード KN-982

バリューパック (徳用タイプ)

各16,800円 (税込18,480円)

規 格	入数
D 50 (50mm×4.6m)	24巻
E 75 (75mm×4.6m)	16巻

ニトリート バリューパック

- チームユース用のお得なパックです。定番品より1巻が長く、化粧箱を無くしたことでフィールドでのごみも少なく済みます。
- 可動範囲の大きな部位に最適な伸縮タイプです。

薄手ハンディカット



粘着伸縮布包帯・  
薄手ハンディカットタイプ  
ニトリートEBH

商品コード KN-346

各4,000円 (税込4,400円)

規 格	入数
A 巾2.5cm×4.5m	12巻
B 巾5.0cm×4.5m	6巻
C 巾7.5cm×4.5m	4巻

- 多目的に使用できる軽い圧迫力の薄手の伸縮性テープです。
- ハンディカットタイプですから、作業性に特にすぐれています。
- CBテープと併用すれば、フィット感が高まります。

バンテージ



ミュラー  
エラスチックバンデージ

商品コード KN-553A  
50mm×1.48m 10個

6,600円 (税込7,260円)

商品コード KN-553B  
76mm×1.48m 10個

8,100円 (税込8,910円)

商品コード KN-553C  
102mm×1.48m 10個

9,500円 (税込10,450円)

商品コード KN-553D  
152mm×1.48m 10個

12,300円 (税込13,530円)

- 4種類の幅から選べる伸縮包帯
  - 関節、筋肉部位の固定や、アイシングの固定など様々な活用が可能
  - 洗濯して繰り返し使用でき経済的
- ※製品の長さは実寸サイズです。  
伸長サイズは使用法により異なります。

アイシング・  
応急処置に  
関節・筋肉を  
サポート

洗って繰り返し使える伸縮性バンデージ

伸縮 [圧迫・補強]

粘着性	伸縮性	はく離紙	手切れ性	テープ色
×	○	×	×	ベージュ

- 伸びとコシがあるバンデージでしっかり圧迫でき、巻きやすい。
- 繰り返し使用できるため、経済的。
- スポーツ中も違和感が少なく、快適!

バトルウィン™  
スポーツバンデージ  
BP (プリスターパック)

商品コード KN-015A

足首・ひじ用  
50mm×5m (伸長時)  
1箱10巻入 ベージュ

取扱中止

商品コード KN-015B

ひざ・太もも用  
75mm×5m (伸長時)  
1箱10巻入 ベージュ

取扱中止



テーピング用品

自着性テープ

『多様性豊かなSARASAテープ』

頭部や体毛が多い部分への使用、伸縮ソフトテープの代用、包帯の代用さらには動物へのテーピングや装具固定など、様々なシーンで役立ち、手でも容易にカット出来るので利便性も◎。

伸縮性・柔軟性にも優れており、強い固定ではなく適度な圧迫・固定が可能です。

- テープ同士がくっつくテーピング
- ソフトな圧迫・固定に最適
- 2色のカラーバリエーション



SARASA  
自着性テープ

商品コード KN-025B

ブラック  
5.0cm 1CS (24巻)

3,792円 (税込4,171円)



商品コード KN-025D

ブラック  
7.5cm 1CS (16巻)

2,528円 (税込2,781円)



SARASA  
自着性テープ

商品コード KN-025A

ベージュ  
5.0cm 1CS (24巻)

製造終了



商品コード KN-025C

ベージュ  
7.5cm 1CS (16巻)

製造終了



バトルウィン™  
Wグリップ™  
BP (プリスターバック)

商品コード KN-013

足首(大きい)  
ふともも・ふくらはぎ用  
75mm×12m  
1箱 12巻入

取扱中止

カラー
A 青
B 黄
C ベージュ

商品コード KN-014

足首(小さい)  
手首・ひじ用  
50mm×12m  
1箱 12巻入

取扱中止

カラー
A 青
B 黄
C ベージュ



バトルウィン™  
くっつくバンデージ  
BP (プリスターバック)

商品コード KN-016A

手首・ひじ用 38mm×4m (伸長時)  
1箱 12巻入 ベージュ

取扱中止

かざねて  
ピタッと 手で切れる

スポーツ用伸縮包帯(自着タイプ)

伸縮【圧迫・補強】

粘着性	伸縮性	はく離紙	手切れ性	テープ色
×	○	×	○	ベージュ

- 重ねて巻くとくっつく自着性タイプの伸縮包帯。
- 巻くだけで圧迫固定ができます。
- 止血用絆創膏や酒精綿と組み合わせると止血用途にも。

商品コード KN-016B

足首・ひじ用 50mm×4m (伸長時)  
1箱 12巻入 ベージュ

取扱中止

商品コード KN-016C

ひざ・ふともも用 75mm×4m (伸長時)  
1箱 12巻入 ベージュ

取扱中止

ソフト伸縮テープ



ミュラー  
ティアライト  
テープ

商品コード KN-700E

38mm×6.8m 32個

20,480円 (税込22,528円)

ホワイト

お得なチームパック

商品コード KN-700A

50mm×6.8m 24個

20,640円 (税込22,704円)

ホワイト

少量に便利な小箱

商品コード KN-570A

50mm×6.8m 6個

5,280円 (税込5,808円)

ホワイト

手で  
カット



お得なチームパック

商品コード KU-007

50mm×6.8m 24個

各23,520円 (税込25,872円)

A ブラック

B レッド

C ピンク

D グリーン

E ブルー

F ゴールド

少量に便利な小箱

商品コード KU-008

50mm×6.8m 6個

各6,000円 (税込6,600円)

A ブラック

B ピンク

C グリーン

D ブルー

E ゴールド

F レッド



お得なチームパック

商品コード KN-700B

76mm×6.8m 16個

20,480円 (税込22,528円)

ホワイト

少量に便利な小箱

商品コード KN-570C

76mm×6.8m 4個

5,200円 (税込5,720円)

ホワイト

商品コード KN-700D

76mm×6.8m 16個

23,360円 (税込25,696円)

ブラック

商品コード KN-570E

76mm×6.8m 4個

5,920円 (税込6,512円)

ブラック

Finoa



軽量ハンディカット固定用伸縮テープ  
ライトガード

商品コード KU-026

5.1cm×6.8m (※伸長サイズ) 6個

各5,880円 (税込6,468円)

A ホワイト	B ブラック
C ブルー	D レッド
E ピンク	F ゴールド
G グリーン	



商品コード KU-027

7.6cm×6.8m (※伸長サイズ) 4個

各5,880円 (税込6,468円)

A ホワイト	B ブラック
--------	--------

- 関節部分から筋肉まで、様々な部位に使用できる伸縮テープ。
- 優れた伸縮性と、軽量で通気性と順応性があり、手で切れるハンディカットタイプ。



『SARASAブランド待望の  
スポーツテーピング』

発売開始に至るまで多くのトレーナーの方にご意見を頂戴し、NATA公認アスレチックトレーナーATC監修の基、開発しましたスポーツ現場で役立つテーピングです。優れた柔軟性と適度な伸縮性により、関節などにしっかりとフィットし、指などに巻くことで滑り止めとしても効果を発揮します。テーピングが剥がれないように補強や仕上げ、応急処置などにご利用ください。

- 他テーピングの補強や仕上げに最適なテーピング
- 応急処置や強い固定が必要ない際にも使用可能
- 手で容易にカット出来ます。

SARASA  
伸縮ソフトテープ  
ハンディカットタイプ

商品コード KN-024A

5.0cm 1CS (24巻)

10,104円 (税込11,114円)

商品コード KN-024B

7.5cm 1CS (16巻)

10,112円 (税込11,123円)

商品コード KN-024C

5.0cm 1CS (24巻)

10,104円 (税込11,114円)

商品コード KN-024D

7.5cm 1CS (16巻)

10,112円 (税込11,123円)

商品コード KN-024E

5.0cm 1CS (24巻)

10,104円 (税込11,114円)

商品コード KN-024F

7.5cm 1CS (16巻)

10,112円 (税込11,123円)

商品コード KN-024G

5.0cm 1CS (24巻)

10,104円 (税込11,114円)





着性テープ



## 海外で大人気の 加圧バンドがシアナに登場 筋肉・関節にアプローチする

「フロッシング」は、関節に巻きつけて簡単な運動をする加圧バンドです。腕、肩、膝の関節や体幹に巻く広めの幅のバンドと、指などへの加圧用に使える細幅バンドの2種類のフロッシングバンドをご用意しました!

関節のリハビリテーションとして、加圧トレーニングとして、役立てることができます。

### CIANA フロッシングバンド

商品コード KK-902A

5.0cm×2m  
ブルー 1本入り

製造終了

商品コード KK-903A

2.5cm×1m  
レッド 2本入り

3,200円 (税込3,520円)

商品コード KK-902B

5.0cm×2m  
ブルー 1本入り 5個セット

製造終了

商品コード KK-903B

2.5cm×1m  
レッド 2本入り 5個セット

16,000円 (税込17,600円)

サイズ: (赤) 幅2.5cm×1m×厚さ1.3m  
(青) 幅5cm×2m×厚さ1.3m

中国製




#### 膝関節

- ①患者は膝を伸ばして背臥位になる。膝が自由になるように、脚を支える。最初に巻く張力は50%にして、バンドを膝の下に固定する。
- ②フロッシングバンドを体幹へと円を描くように巻いていく。バンドは1周ごとに半分重ねる。膝蓋腱または膝蓋骨に60~80%の張力で、膝の背側に50%の張力でバンドを巻く。
- ③自動・他動で屈伸運動を試して、1~2分で開放する。



#### 母指関節

- ①患者の指を広げ、母指を伸ばす。最初に巻く張力は50%にして、母指周辺にバンドを固定する。
- ②フロッシングバンドを母指関節と手関節で8の字に巻いていく。母指関節には60~80%の張力を適用し、ほかの部位には50%の張力を適用する。バンドの終わりは手関節周辺で巻き、動かないように固定する。
- ③母指を最大限伸展・屈曲する。母指を対抗する手指に持っていき、または手指を母指へと閉じる。手関節を屈曲・伸展する運動を試す。2分動かしたら一気にバンドをほどく。



### エクセル スパイラル テープ

商品コード KN-381A

Aタイプ 3×4本  
20枚×20シート

商品コード KN-381B

Bタイプ 3×4本  
12枚×30シート

商品コード KN-381C

Cタイプ 5×6本  
6枚×30シート

商品コード KN-381D

Dタイプ 7×8本  
6枚×30シート

各3,700円  
(税込4,070円)

日本製



### スパイラテックス

商品コード KN-300

75mm巾×5m (1巻)

2,300円 (税込2,530円)

商品コード KN-300H

75mm巾×5m 巾スリット入 (1巻)

3,300円 (税込3,630円)

3mmごとにスリットが入っています。

## スポーツや医療分野で活躍中

クロススパイラルテープからエクセルテープと変更になりました。方向性が重要な機能が打ち抜き加工により、使い勝手が容易になりました。

### エクセルテープとクロステープの違い

クロススパイラルテープは、スパイラルテープを重ねて作っているためテープの方向性が重要であり、皮膚に与える刺激が異なるため効果に差がありました。エクセルスパイラルテープは、打ち抜きタイプなので方向を気にすることなく容易に使用できます。



## 『Personal Care』で 健康をサポート

スパイラル・テーピングとは、身体のアンバランスによっておこる関節や筋肉の腫れ、痛みなどに対して、スパイラルテーピングをすることにより、身体全体のバランスを無理なく整え、痛みを軽減もしくは消失するまで導く方法です。

### Spiral Taping Therapy Assist Tool

(スパイラルテーピングセラピー アシストツール)

商品コード KA-495

Aタイプ 3×4本 20枚×20シート

価格 お問い合わせ下さい

(タブレット+センサユニット)

電源	センサ装置: 単3電池2本 タブレット端末: AC100V~240V 50/60Hz
連続使用時間	センサ装置: 約55.6時間 タブレット端末: 約13.6時間
寸法	センサ装置: 46.0 (W) × 161.2 (D) × 23.0 (H) mm タブレット端末: 259.2 (W) × 175.0 (D) × 11.2 (H) mm
質量	センサ装置: 約115g (電池含む) タブレット端末: 約640g
測定温度範囲	0~50℃
使用温度範囲	0~40℃

#### センサユニットについて

センサユニットとタブレットは、無線で通信するのでケーブル等の煩わしさはありません。また、簡単操作で非接触、安定した測定を実現します。

身体の歪みや筋の緊張などの不快感を、筋肉と筋肉のバランスを整えて改善します。



#### バランス状態を測定

タブレットに示されている所定の身体部位をセンサユニットで測定します。

全身のバランス状態を測定し、Spiral Tapeを貼付するだけバランスを改善し、効果的かつ効果的です。



#### バランスを改善

測定結果に対しバランスを整える適切なテープ貼付位置を示します。

測定結果から全身のバランス状態を判断します。その上で何が影響してバランスが崩れているかを見極めます。