

トレーニング用具



グリッド
フォームローラー®

商品コード **KK-817**
5,450円 (税込5,995円)

直径: 14cm
長さ: 33cm
重さ: 604g



ガイドブック付き
※マッサージボールは除く

[長さ33cmのスタンダードモデル]
試合、遠征などに携帯可能

世界中のトップ・アスリートが愛用するブランド

WEB上でトリガーポイントの詳しい情報をご覧いただけます。



実演動画は
こちら▶



コアフォームローラーミニ

商品コード **KK-836**
3,200円 (税込3,520円)

直径: 9.8cm 長さ: 30cm 重さ: 221g

女性やシニア、持ち運びたい方にオススメ
「コア フォームローラー® ミニ」は、「コア フォームローラー®」のミニサイズでやさしい当たり感と持ち運びの便利さが特徴です。

携帯に便利なミニサイズ



グリッド トラベル

商品コード **KK-872**
4,300円 (税込4,730円)

直径: 11cm 長さ: 25.5cm
重さ: 385g

グリッド フォームローラー®の
コンパクトサイズ
旅行・出張・遠征に持ち運び便利



エコ グリッド
フォームローラー®

商品コード **KK-885**
5,900円 (税込6,490円)

直径: 14cm 長さ: 33cm 重さ: 604g
●表面のEVA素材には再生可能なバイオベース素材を30%使用
●パッケージ台紙には100%リサイクル紙を使用
●硬質な中芯には再生プラスチック素材を100%使用

クリームカラー



リサイクル グリッド
フォームローラー®

商品コード **KK-886**
5,900円 (税込6,490円)

直径: 14cm 長さ: 33cm 重さ: 604g
●製品全体の80%に再生プラスチック素材を使用
●パッケージ台紙には100%リサイクル紙を使用
●表面のEVA素材には再生プラスチック素材を30%使用

パールブルーカラー



グリッドボール

商品コード **KK-921**
3,700円 (税込4,070円)

直径: 13cm
重さ: 48g

疲労度の高いときに、
適度な硬さで筋膜リリース



マッサージボール
MB1

商品コード **KK-837**
2,300円 (税込2,530円)

直径: 6.5cm 重さ: 22g

グリーン

ピンポイントにより深い部分へ



マッサージボール
MB5

商品コード **KK-838**
3,800円 (税込4,180円)

直径: 12cm 重さ: 141g

グリーン

深く柔らかな刺激を



ハンドヘルド
マッサージボール

商品コード **KK-861**
2,500円 (税込2,750円)

グリーン

疲労回復、携帯電話、
PC使用のストレス解消に
横幅/高さ: 7cm
奥行き 80cm
重さ 162g



MB2 ローラー・
マッサージボール

商品コード **KK-858**
3,700円 (税込4,070円)

直径: 6.5cm
重さ: 93g

グリーン

背骨周辺の硬化した
筋膜・筋肉をリリースする



マッサージボール
MBX

商品コード **KK-866**
2,900円 (税込3,190円)

直径: 6.5cm 重さ: 41g

レッド

硬質
タイプ



モビポイント・
マッサージボール

商品コード **KK-877**
1,300円 (税込1,430円)

足裏の足底筋膜、
腕周辺の筋肉疲労に
直径5cm 重さ51g



ナノフット
ローラー

商品コード **KK-860A**
直径7cm 長さ17cm 重さ270g
3,800円 (税込4,180円)

ナノフット
ローラー X

商品コード **KK-860B**
直径7cm 長さ17cm 重さ261g
3,500円 (税込3,850円)

足裏の足底筋膜、
前腕などに使用



ナノLTE
マルチ マッサージ
ローラー

商品コード **KK-874**
2,800円 (税込3,080円)

直径: 8cm
長さ: 15.5cm
重さ: 223g

足裏・ふくらはぎ・前腕の
1日の疲れをリリース
できます



STK トラベル

商品コード **KK-873**
3,600円 (税込3,960円)

ローラー部直径: 7.5cm
長さ: 38cm
重さ: 301g

8つの独立した部位が、
肌の表面を的確に
リリース
持ち運びに手軽な
コンパクトサイズ





Stretch Pole®

LPN社で無料動画が見られます。
<http://lpn-sp.co.jp/>



ストレッチポールEX型

商品コード KK-315D

9,000円 (税込9,900円)

寸法: 直径15cm×約98cm 重さ: 830g
 材質: 低密度ポリエチレン・合成皮革カバー

ストレッチポールMX

商品コード KK-315E

9,900円 (税込10,890円)

材質: ポリウレタン(PVCカバー)
 サイズ: 直径12.5×長さ97cm 重量: 約900g

ストレッチポールEX型 ハーフカット

商品コード KK-315B

2個セット

7,150円 (税込7,865円)

寸法: 巾15cm×高さ7.5cm×長さ40cm
 重さ: 220g×2

Soft 高齢者のケアに活用できる



Standard 1本あれば、フレキシブルに応用可能



Hard 強めの刺激やトレーニングにも



Half
さらに負荷を軽減で

CIANA フォームローラー

商品コード KR-617

品名/カラー	サイズ	重量	入数	税抜(税込)
A ソフト ブルーマーブル	90cm× 15cm	約450g	1本	6,800円 (7,480円)
B スタンダード グリーンマーブル		約700g		
C ハード レッドマーブル	90cm× 7.5cm	約1000g	1セット (1本) (2本)	
D 半円タイプ ブルーマーブル		約225g (1本)		

※ソフトタイプとスタンダードタイプ・ハードタイプは硬さが違います。

素材: EVA 中国製

5本購入(半円タイプは10本)で指導用テキストプレゼント!

フォームローラー1本につきセルフケア実践ポスターが付属!



CIANA ヨガトレーニング マット

商品コード KR-618A

10mm

5,800円 (税込6,380円)

サイズ: 約183cm×61cm×10mm
 重量: 約1000g 素材: TPE
 色: ダークグリーン 中国製



商品コード KR-618B

6mm

4,000円 (税込4,400円)

サイズ: 約183cm×61cm×6mm
 重量: 約730g 素材: TPE
 色: ラベンダー 中国製

ウエストのくびれは、日常鍛えにくい「腹斜筋」のトレーニングが効果的!

1日10分、このバランスディスクに座って「前後・左右・回転」運動をするだけで効果的にウエストを引き締められます。




《おしりゆらゆら運動法》

前後の運動で
腹直筋、腹筋、脊柱起立筋を刺激

左右の運動で
外腹筋、腰背筋、腰方形筋を刺激

回転運動で
大殿筋、中殿筋、梨状筋をはじめ筋肉全体を刺激。筋肉がほぐれ腰痛解消。シェイプアップに効果的。



バランスディスク

商品コード KJ-787

3,800円 (税込4,180円)

直径35cm


商品コード KJ-787B

ポンプ付セット

4,500円 (税込4,950円)

商品コード KJ-787C

バランスディスク用ポンプ
700円 (税込770円)



CIANA バランスボード

商品コード KR-622

5,000円 (税込5,500円)

直径42cm×高さ9cm 約1500g
 素材: TPE, ポリプロピレン
 製造国: 中国

体幹、バランス力を自宅で鍛える

バランスボードは、運動不足解消、体幹力強化に役立つトレーニングツールです。ボード上でバランスをとったり、腕立て伏せの補助アイテムとして活用することで、二の腕や四肢等、様々な筋肉に刺激を与えることができます。



CIANA ジムボール

商品コード KR-623

1,300円 (税込1,430円)

直径: 25cm 耐荷重: 約100kg
 付属品: 空気入れストロー、空気栓、栓抜き
 生産国: 中国製 素材: PVC

ボール1つでさまざまなエクササイズを実践

腹筋、背筋などのストレッチから、介護予防の筋力トレーニング、リハビリトレーニングまで、さまざまな用途にお使いいただけます。長時間座るオフィスでの運動にも最適です。空いた時間で手軽にストレッチやトレーニングをしたい方にもおすすめです。



鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

ピルカミパン

灸用品

検査測定

滅菌・消毒

オイル・クリーム

ベッド・マットラ

治療室設備

ボスター

吸玉

治療器

温熱

健康管理

トレーニング用品

治療補助用品

トレーニング

健康器具

開業準備

索引

トレーニング用具



シェイプリング

商品コード KK-842
リング状・60cm

品名/カラー	サイズ	税抜(税込)
チャレンジ/ライム	巾10× 円周60cm	1,100円 1,210円

- ジュニアや小柄な女性に最適な円周60cmのリング。
- 運動神経や運動能力の向上、シェイプアップに。
- 木場克己監修のトレーニング解説書付き。



シェイプリング

商品コード KK-840
リング状・70cm

品名/カラー	サイズ	税抜(税込)
A フィットネス/ピンク	巾10× 円周70cm	1,100円 1,210円
B スタンダード/パープル		
C アスリート/ブルー		

- 3種類の強度で体幹トレーニングが可能。
- 体幹、体軸の基礎、さらに強い体幹づくりに。またリハビリやシェイプアップ、ロコモ対策やメタボ予防に。
- 木場克己監修のトレーニング解説書付き。

あなたの体幹トレーニングに最適なシェイプリングは?

Level 強 チューブ強度 弱

さらに強い体幹づくりに
体幹、体軸の基礎を鍛える
ジュニアの運動能力向上に
リハビリ、シェイプアップに

メタボ予防に! 回コモ対策に!

アスリート/ブルー 円周70cm
スタンダード/パープル 円周70cm
チャレンジ/ライム 円周60cm
フィットネス/ピンク 円周70cm

シェイプリング 70cm/60cm
体の軸を支える下半身強化に最適な長さです!



シェイプリング

商品コード KK-890
リング状・90cm

品名/強度/カラー	サイズ	税抜(税込)
A ウーマン/ライト/ピンク	巾7.5× 円周90cm	1,000円 1,100円
B スタンダード/ミディアム/パープル		
C アスリート/ハード/ブルー		

- 結び目がないので一定の張力を保持。長さの3倍まで伸ばすことが可能。
- 多様なトレーニングに。
- ラテックス(天然ゴム)の採用で耐久性は抜群。
- 井上かな映監修・指導
- 井上かな映監修のトレーニング解説書付き。



シェイプバンド

商品コード KK-924

品名/強度/カラー	サイズ	税抜(税込)
A ウーマン/ピンク	巾15× 長さ120cm	1,350円 1,485円
B スタンダード/パープル		
C アスリート/ブルー		

- インナーマッスルのトレーニングに最適な带状バンド。長さの3倍まで伸ばすことが可能。
- ラテックス(天然ゴム)を採用して劣化しにくく耐久性抜群。
- トレーニング解説書付き。



本格ジムトレーニングが手軽に自宅で



いつでもどこでもボディメイクができる!
全身に使い、場所を選ばず。安全性が高いトレーニングバンド。家トレでの本格的なトレーニングやジムでのウォームアップ、懸垂の補助、ストレッチなど幅広くご使用できます。

ボディメイクバンド

商品コード KK-896A オレンジ 1,000円(税込1,100円)	商品コード KK-896D ブルー 3,200円(税込3,520円)
商品コード KK-896B イエロー 1,300円(税込1,430円)	商品コード KK-896E ブラック 4,200円(税込4,620円)
商品コード KK-896C パープル 2,000円(税込2,200円)	

強度 ①	強度 ②	強度 ③	強度 ④	強度 ⑤
強度範囲 2~10kg	強度範囲 3~20kg	強度範囲 5~30kg	強度範囲 7~45kg	強度範囲 10~55kg

カラー	強度	強度範囲	サイズ(長さ×厚さ×幅)	トレーニング最適部位
オレンジ	1	2~10kg	2080×0.45×0.64cm	インナーマッスル・肩・腕
イエロー	2	3~20kg	2080×0.45×1.3cm	ストレッチ・肩・腕
パープル	3	5~30kg	2080×0.45×2.2cm	胸・背中・体幹
ブルー	4	7~45kg	2080×0.45×3.2cm	下半身・懸垂サポート
ブラック	5	10~55kg	2080×0.45×4.4cm	下半身・懸垂サポート



- セラバンドは、肘、前腕、手関節、肩、胸部と背上部、体幹、股関節、膝、足部など、ほとんどすべての関節運動に係わる抵抗運動が可能です。
- 一般的な関節運動の他にも、車いす上での上肢・体幹訓練や姿勢保持、胸部エクステンションによる呼吸機能の増強、ゴルフスイングなどの機能的連鎖訓練、PNF抵抗訓練、上下肢の動的・機能的補装具(スプリント、スリングなど)の材料として、またリフティングやプッシュアップ運動、固有感覚・神経筋パターンの再獲得や身体空間認知訓練など広範囲にわたってお使いいただけます。

セラバンド

商品コード KJ-874

6ヤード価格			50ヤード価格		
A 黄褐色(極弱)	3,000円	3,300円	I 黄褐色	19,600円	21,560円
B 黄色(弱)	3,200円	3,520円	J 黄色	21,000円	23,100円
C 赤色(中弱)	3,400円	3,740円	K 赤色	21,600円	23,760円
D 緑色(中)	3,600円	3,960円	L 緑色	24,000円	26,400円
E 青色(強)	4,000円	4,400円	M 青色	27,000円	29,700円
F 黒色(最強)	4,600円	5,060円	N 黒色	30,000円	33,000円
G 銀色(極最強)	6,800円	7,480円	O 銀色	37,000円	40,700円
H 金色(超最強)	9,600円	10,560円	P 金色	50,000円	55,000円





モビバンとは？

3輪式のモビリティーエクササイズバンドです。3つの輪のトレーニング器具・エクササイズバンドとして意匠登録・商標登録を特許庁により認められています。使い方はとっても簡単！手や足を輪にかけて運動するだけ。輪になっているので握る必要がないから肩甲骨周りやインナーマッスルをピンポイントで効率良くエクササイズすることができます。

三輪式モビリティー
トレーニングバンド
モビバン®

商品コード KR-806A
HARD

2,200円 (税込2,420円)

いつでもどこでも
簡単エクササイズ



▲脳ストレッチ



▲股関節



▲ウエストクビレ



▲腕強化



▲下腹引き締め



▲キックバック

携帯性、可動性、動きやすさを
意味する「モビリティー」

軽くてコンパクトだから持ち運びに便利どこでも使える。多機能だからストレッチやエクササイズなど使い方は100パターン以上。3つの輪だから負荷強度を変えて楽しめる。とにかく簡単！手足にかけて伸ばすだけ。ゴムではない特殊素材を採用し3万回耐久、伸縮性テストをクリア。



ハードタイプ
イエロー



ハードタイプ
ブルー



ソフトタイプ
ピンク



ソフトタイプ
パープル



RBトレーニングチューブ

商品コード KJ-788
ハードタイプ

2,500円 (税込2,750円)

サイズ：長さ2.5m

商品コード KJ-788
ソフトタイプ

2,000円 (税込2,200円)

サイズ：長さ3m

●新素材(無臭特殊合成ゴム)使用

カラー
A ブルー
AA イエロー

カラー
B ピンク
BB パープル



CIANA
レッグトレーナー

商品コード KR-624

3,800円 (税込4,180円)

素材：PP、TPE 生産国：中国
カラー：ライトブルー

※簡単な組み立てが必要です。工具などは不要です。



CIANA
アングル
ストレッチャー

商品コード KR-625

3,800円 (税込4,180円)

サイズ：27cm×13.5cm×10.5cm
重さ：400g 素材：ABS 生産国：中国
カラー：ブルー



CIANA
ネック
ストレッチャー

商品コード KR-626

3,600円 (税込3,960円)

サイズ：縦17cm×横21cm×高さ11.5cm
重さ：205g 素材：EVA 生産国：中国
カラー：ブルー



▲負荷小さい

▲負荷大きい

※首、肩、腰、背骨などに
整形外科的疾患のある
方は使用しないでくだ
さい

手首
リストウエイト
ガウリ リストウエイト
商品コード KR-359D
250g 2個組
3,900円 (税込4,290円)

適応サイズ：約15cm～20cm程度
寸法：7.5×25×1.3 (cm) 台湾製

リストウエイト、アングルウエイトの超定番。
ソフトなフィット感の粒状ウエイト。

粒状のウエイトを使用しているため、棒状やプレート状ウエイト
タイプとちがひ、ゴツゴツせずに、ソフトにフィットします。

金具を使用していません。

装着部に金具を使用しないタイプなので金属部が体に接触
して痛むようなことはありません。

手・足首
リスト&アングルウエイト
ガウリ アングルウエイト
商品コード KR-359E
300g (2個組)
4,400円 (税込4,840円)

適応サイズ：約19cm～25cm程度
寸法：10×32×1.3 (cm) 台湾製

商品コード KR-359A
500g (2個組)
4,900円 (税込5,390円)

適応サイズ：約19cm～25cm程度
寸法：10×32×1.3 (cm) 台湾製

足首
アングルウエイト
ガウリ アングルウエイト
商品コード KR-359B
750g (2個組)
6,400円 (税込7,040円)

適応サイズ：約27cm～33cm程度
寸法：10.5×39×1.3 (cm) 台湾製

商品コード KR-359C
1kg (2個組)
6,900円 (税込7,590円)

適応サイズ：約27cm～33cm程度
寸法：10.5×39×1.3 (cm) 台湾製

鏡

小児鏡

粒鏡

アルコール

カミバン

ピンセット

もくきぎ

検査・測定

滅菌・消毒

オイル

マクラ

治療室

モデル

吸玉

治療器

温熱

健康維持

テーピング

治療補助

トレーニング

健康器具

開業準備

索引



(BK) ブラック

大型の振動パッドが首/肩、腰などを広範囲にマッサージ。



アクセルバيب MD-7310

商品コード KK-441B

14,600円 (税込16,060円)

〔クラスII〕 認証番号 219AGBZX00112A01

外形寸法: 幅約24.5cm×
奥行約21.5cm×
高さ約18.5cm

質量: 約1.9kg
定格: AC100V 50/60Hz 18W

●ハンドルは手になじむハンドル型グリップ設計です。
●「速・遅」の速度2段階切り替え式です。



肩(鎖骨にあてない) 腰 太もも

ヒットマッサー

商品コード KJ-210

標準タイプ

48,000円 (税込52,800円)

AC100V 14.2W 800g
色: グレー
振動の押圧強度: 3kg

商品コード KJ-210B

強力タイプ

50,000円 (税込55,000円)

AC100V 20W 900g
色: 赤
振動の押圧強度: 5kg



普及型



強力タイプ

1分1800回の振動刺激

強力な1分1800回の振動刺激で人間の手を超えた押圧振動効果があります。

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール
ビンセント

カミバン
ピンセット

もくざび
灸用品

検査測定

滅菌・消毒

オイル
クリーム

ベッド
マクラ

治療室
設備

ボスター
模型

吸玉

治療器

温熱

健康維持
管理

テレレン
用品

治療補助
用品

トレーニング

健康器具

開業準備

索引



ホワイトベルト FB-100N

商品コード KJ-891

68,750円 (税込75,625円)

●電源…AC100V・100W
●サイズ…(約)幅39x長94x高93cm
●重さ…約14kg
●Wベルト…幅7.5cm
●日本製

家庭用

血行をよくなり筋肉の疲れ、凝りをほぐします。肩、背中、腰、ヒップ、足、足の裏のマッサージができます。

電動サイクルマシン エスカルゴⅢ

商品コード KR-394B

72,500円 (税込79,750円)

●電源: AC100V 50/60Hz
●消費電力30W
●タイマー: 1分~30分
●電動サイクル時 スピードレベル: 10段階調節 (12RPM~53RPM)
●自力サイクル時 負荷レベル: 5段階調節 (4W~20W)
●寸法/重量: 約(H)42×(W)42×(D)54cm/約10.7kg
●台湾製



寝た姿勢でも手軽にペダリング運動ができる!



前回転だけでなく後回転にも対応! エスカルゴIIの際に、市場でリクエストの多かった、後ろ回転にも対応しました。



自力サイクルが追加 / データ液晶搭載
1~5段階負荷レベル / バックライト付き
設定 / 前後回転可能! LCD



上肢・下肢同時にトレーニングが可能です。

上肢のみ、下肢のみだけのトレーニングも可能です。

電動 手・足トレーニング機器 ラビット PB-200

商品コード KR-395

135,000円 (税込148,500円)

●電源: AC100V 50/60Hz
●消費電力: 50W
●本体寸法: 約70×58×81~101cm
●本体重量: 16kg
●タイマー: 1分~10分
●スピードレベル: 1~15
●高負荷時、安全停止機能付
●オートオフタイマー機能
●台湾製(日本企画)



車椅子の方もそのままご利用頂けます。



(WH) ホワイト

もみギア MD-6115

商品コード KR-398

29,000円 (税込31,900円)

〔クラスII〕 認証番号 305AHBZX00004000

外形寸法: 幅約49.5cm×
奥行約36.5cm×
高さ約34.5cm

質量: 約5.3kg
定格: AC100V 50/60Hz 40W

幅調節付きもみボードで足先からふくらはぎをしぼりもみながらマッサージ

■幅調節付きのもみボードが8の字を描いて繰り返しこむような立体動作します。
■自動モードは「しっかり」「ゆったり」の2コースから選べます。



通常姿勢での使用

もみボードの幅を調節してマッサージ



ふくらはぎと足のサイズに合わせて、もみボードの幅【広】【狭】をボタン1つで調節できます。



ストレッチングボードEV Ver2

商品コード **KK-899**
12,800円 (税込14,080円)

重量：約2.0kg
 付属品：取扱説明書(保証書付)、ストレッチングボード体操ポスター、敷きマット(床の傷付け防止と横滑り防止用)、つま先アップサポーター

オレンジ

1日朝晩90秒の簡単ストレッチ



高反発・高グリップのPEフォーム仕様のクッションシートを追加。かかとへのアタリを良くして、使用時の快適性が向上!

あなたの体の硬さに合わせた幅広い角度調節が可能



5度～30度まで角度が自由にえられるから、自分に合ったストレッチが可能。



ストレッチングボードXO Ver2

商品コード **KK-898**
13,800円 (税込15,180円)

重量：約1.9kg(本体のみ約1.6kg)
 付属品：取扱説明書(保証書付)、ストレッチングボード体操ポスター、敷きマット(床の傷付け防止と横滑り防止用)、XOボード 左右1セット



ふくらはぎ後側の筋肉をストレッチ。突起部分が足裏を刺激

ふくらはぎ後側と内側の筋肉をストレッチ。O脚対策にも!

ふくらはぎ後側と外側の筋肉をストレッチ。X脚対策にも!

滑り止め効果を高め、乗りやすくなりました



XO脚ボードに滑り止めシートを採用



こだわりの日本製

ビューティシェイプストレッチャー

商品コード **KK-635**
3,000円 (税込3,300円)

■材質/ABS樹脂、ポリプロピレン、エラストマー
 ■サイズ(約)/脚ストレッチ時：31×29.2×17.2cm、背中ストレッチ時：33.1×29.2×9.5cm
 ■重量(約)/1158g



つま先を上に向けてかかと歩きの姿勢を取り、同時に足裏へ心地よく刺激

後背部の筋肉に働きかける!

首筋ストレッチ

突起が足裏などを心地よく刺激!

背筋ストレッチ

こんな方にオススメ!

- スポーツをする方
- 姿勢が気になる方
- 体が硬くなっている方
- 運動不足の方 など



日本製

デコボコ足裏凸凹ローラー

商品コード **KK-853**
1,480円 (税込1,628円)

【サイズ(約)】31×4.5×7cm
 【材質】球：ABS、シャフト：ジュラコン、土台：耐衝撃性ポリスチレン、すべり止め：CR(合成ゴム)【耐荷重】(約)50kg

こだわりの形状

突起 + 回転

ふくらはぎ 腰 などにも

6個の突起と片足7個の凸凹パーツで足裏をセルフケア!

デコボコ凸凹パーツが指のような感覚で気になる部分をギョッと揉み上げます



こだわりの日本製

刃物産地で作られた日本製爪やすり

商品コード **KK-010**
5,000円 (税込5,500円)

■材質/ステンレス製(SUS303)
 ■サイズ(約)/幅φ1.82×高さ1.5cm
 ■重量(約)/225g
 ■付属品/収納袋
 ■収納袋サイズ(約)/幅8×高さ0.4×奥行6cm
 ■収納袋重量(約)/5g
 ※専用箱の色は変更する場合があります。




くるくる回して先端を整える

側面で直線削り

ガタガタな爪が

緑を使って爪裏磨き



滑らかに!



持ち運びに便利な収納袋付



高級感のある重圧な専用箱



荒削り面

▼ひっくり返すと



仕上げ削り面



カットするのではなく削るから仕上がりがキレイ!

爪に押しあてるだけ! 硬い爪もラクラク処理

LEDライト付電動爪切り

商品コード **KK-011**
2,000円 (税込2,200円)

■材質/本体 ABS樹脂、(刃) タングステン鋼、(カバー) ポリカーボネイト樹脂、(お掃除ブラシ) 持ち手 部：ポリカーボネイト樹脂、ブラシ部：ポリプロピレン樹脂
 ■サイズ(約)/幅6×高さ10×奥行2.5cm
 ■重量(約)/70g

皮膚に触れても大丈夫!



Before

LEDライト付きで指先が見やすい!

After

足の爪を切りたい時も便利!



電源を入れるとLEDライトも点灯

カバー付き

お掃除ブラシ付き

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

ピンセット

もくき

検査・測定

滅菌消毒

オイル

ベッド

治療室

ボスター

吸玉

治療器

温熱

健康維持

管理

テレーシング

治療補助

用品

トレーニング

健康器具

開業準備

索引

シンアツシン AC-210

商品コード KE-139

150,000円
(税込165,000円)

ホワイト(W) ピンク(P)

日本製

[クラスII] 認証番号 224AFBZX00090000

幅 330×奥行 220×高さ 101mm、重さ 約1.5kg

おしゃれなハンディタイプ
旅行や外出時のお供に
アクティブなあなたに

連続モード 同じ振動が続きます

シンアツシン



シンアツシン AC-410/R

商品コード KE-143

270,909円
(税込298,000円)

[クラスII] 認証番号 225AFBZX00070000

振動調整機能が搭載された
シンアツシンの
スタンダードモデル

連続モード 同じ振動が続きます

断続モード 振動と振動のインターバルがあります

振動の強さが調整できます
(連続モード時のみ)

振動強弱調整 振動の強さが調整できます
(連続モード時のみ)

振動感覚調整 振動のインターバルが調整できます
(断続モード時のみ)



日本製

シンアツシン AC-510/G

商品コード KE-144

302,727円
(税込333,000円)

[クラスII] 認証番号 225AFBZX00071000

動作情報がメーターで確認でき
頑固なコリもパワフルにほぐす
シンアツシンのハイパワーモデル

ハイパワー ラインナップの中で最大パワー

メーター バイブレータの動作情報を表示

連続モード 同じ振動が続きます

断続モード 振動と振動のインターバルがあります

振動の強さが調整できます
(連続モード時のみ)

振動強弱調整 振動の強さが調整できます
(連続モード時のみ)

振動感覚調整 振動のインターバルが調整できます
(断続モード時のみ)



日本製

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

ピカミハン

灸用品

検査測定

滅菌消毒

オイル

ベッド

治療室

ボスター

吸玉

治療器

温熱

健康維持

テレシグ

治療補助

トレーニング

健康器具

開業準備

索引



日本製

サーモグラフで一目瞭然。
身体のすみずみまでしっかり温熱。

美・健・壮のHealth Basic Device

凄さの秘密は、
「炭素遠赤共鳴[®]」にあり!

フジカ スマートイ F4-A5型

商品コード KB-219B

396,000円 (税込435,600円)

米国特許 No.6549809号
電磁波安全登録認証 JQA-E00001 合格

L型大ドーム 220W×1(肩)、220W×1(腰)
M型小ドーム 190W×1(臀・腿)、190W×1(腰)、100W×1(足裏)

輻射体数・ドーム数: 5面・2ドーム

1時間あたり電気料: 3円〜最大出力使用時 17.5円位

外形寸法及び重量: 本体上部L型大ドーム 幅72×奥行46×高さ90(cm)・8.4kg
本体下部M型小ドーム 幅61×奥行40×高さ90(cm)・9.1kg
※指だけで持てます【耐荷重】(約) 50kg



まっすぐスライダー



フジカ スマートイ F4-NX (スライダー付)

商品コード KB-219D

632,000円 (税込695,200円)

標準セット内容
本体上部・下部 (スライダー付)、
コントローラー、反射マット+遠
赤外線ヒーター、ネックカバー、
保温枕T型敷タオル2枚、敷きタ
オルセット棒1本

仕様
定格電圧: 単相 AC-100V 50/60Hz
定格最大消費電力: 0〜約 940W
出力調整範囲: 0〜100%
サイズ: 本体上部L型大ドーム
W72×L90×H46cm
本体下部M型小ドーム
W61×L90×H40cm

重量: 本体上部L型大ドーム 8.4kg
本体下部M型小ドーム 9.1kg
体格目安: 背丈に合わせて伸縮し、身
長120〜195cm、体重100kg
までの老幼男女共使用可。
安全機構: 温度ヒューズ、サーモプ
ロテクター過電流ヒュー
ズ4重安全機構。

最も高性能なスマートイ

下敷き用の温熱マットやデジタル式
の高機能コントローラーを搭載。

- 電子コントロール (上下別調整可能な高級型)
- カセット式 (修理が容易)
- 28段階出力調整と最長60分タイマーがオ
ールデジタル

足冷え退治は
ふくらはぎ
の温熱が
ポイント!



フジカ スマートイ レッグホット LH-2型

商品コード KB-219C

74,800円 (税込82,280円)

型式: LH-2型
電源: 単相 100V 50Hz 60Hz
発熱体: 160W×1 26W×1
温度調節器: 電子コントロール式
タイマー: (自動オフ
(通電開始約30〜40分))

仕上材: 無臭ベニヤ・
ポリエチレン発泡体・
塩ビレザー・
ウレタン

消費電力: (最大時) 186W/時
重量: 約4.9kg
外形寸法: 約W42×D35×
H45(cm)
製造者: 株式会社フジカ
付属品: 専用レッグカバー、
ヒールレスト、
足裏マット、
電源コード

赤外線輻射熱利用の 脚温器



蓄熱効果でじんわりあったか

就寝時に♪
寝ている間も冷え知らず!

ブラウン グレー

自分の体温でじんわりあったか♪

◆体にフィットしやすいダイヤ柄キルティング。

◆蓄熱効果で、冷えをしっかりサポート!

◆いつでも、どこでも、寝ている間でも岩盤

浴気分でポッカポカ!

◆ワイドサイズでお腹から足先まですっぽり!

◆岩盤浴で使われている天然鉱石を込んだ
オーラ繊維!

オーラ岩盤キルト 極 半身浴

商品コード KK-889

9,800円 (税込10,780円)

■材質/側地: ポリエステル
中わた: ポリエルテル (天然
鉱石オーラパウダー含有)
■サイズ(約)/110×2×70cm
■重量(約)/380g
■生産国: 日本

岩盤浴にも使用する
天然鉱石オーラストーン
を繊維にしました

オーラストーン オーラ繊維

酸化マグネシウムやシリカ・アルミナ・酸化第二鉄・酸化カルシウムなどのミネラル物質を含み遠赤外線を多量に放出します。

オーラストーンをパウダーにし、非常に高い含有量で練りこみました。



従来品より
約**30%**
コンパクト



- 特徴 1** 圧力センサにより、脚の太さに関係なく一定の加圧力で心地よいマッサージが可能です。
- 特徴 2** カフのエアバッグは、独自のオーバーラップ構造の採用により、もみ残しが少なく優れた体感と効果的なマッサージを実現します。

ウェーブモード (もみ上げ)
つま先から太ももへ向かって順番に加圧・排気しながらもみ上げます。

スクイーズモード (絞り上げ)
つま先から太ももへ向かって順番に加圧したまま絞り上げます。

ハイパーモード (同時加圧)
全ての気室を同時に加圧します。

ブーストモード (より強く・長い加圧)
スポーツ選手やアスリートなどから多く要望をいただいた「もっと強く・長く加圧したい」との声から生まれた、より高い加圧感が得られるモードです。

マッサージ性能と扱いやすさを追求した進化形
誰でも手軽に簡単に、効果的なマッサージを提供したい。当初から変わらぬコンセプトを追い求めた先に生まれたデザイン。使いやすさを追求したインターフェイスを持ちながら、親しみあるデザインとを両立しました。

効果 あんま、マッサージの代用
血行促進、疲労回復、筋肉の疲れをとる、筋肉のコリをほぐす、神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

効果 効能 血行促進 筋肉の疲れをとる 疲労回復 筋肉のコリをほぐす 神経痛、筋肉痛の緩解

6 気室 もみ残し部位のないオーバーラップ構造

手軽に移動し、簡単セットアップ



耐久性と気室構造
マッサージを追求した気室構造。「やさしいもみ心地」と「効果的な刺激」をプログラムモードで正確に実行します。また、ブーツ・パンツ内は6気室に分かれ、各エアバッグがオーバーラップしているため、もみ残し部位のない効果的なマッサージが行えます。

メーカー直送商品



アスリートに最適の家庭用エアマッサージ器

各部位の筋組織に対してこりをほぐし、血流を促進し、疲れを取り除くために、正確な圧力設計と高速サイクルで空気圧マッサージができる家庭用エアマッサージ器です。特に下から上への流れを促進させることで、高負荷の運動(試合/練習)、長時間の移動、立ち仕事やデスクワークをサポートします。一般の方はもちろん、アスリートの方にも最適なマッサージ器です。



公式アンバサダー プロサッカープレイヤー 谷口彰悟 選手

ケアに最適な圧力にカスタマイズ可能
ケアする方の状態などに合わせて、20-100mmHgの範囲で正確な圧力設定が可能です。

断続的で正確なコンプレッションを実現するオーバーラップ構造
4つに分かれたチャンバー(空気室)が、30%ずつ重なりあい、断続的で正確なコンプレッションを実現します。

体内の循環をサポートする高速サイクル
20分間に最大20回の加圧と除圧を繰り返す高速サイクル設計で、体内の循環をサポートします。

持ち運びに便利な軽量設計
コンソールは約1kgと非常に軽量で持ち運びにも便利、かつ場所を選ばずどこでも使用できる携帯性の高い仕様となっています。

長時間バッテリー
フル充電で、最長8時間の連続使用※が可能です。※使用環境や設定によって異なる場合がございます。

家庭用エアマッサージ器 **ドクターメドマー DM-4**

商品コード **KK-869A**
DM-4S (P) グレーピンク+ブーツセット
商品コード **KK-869B**
DM-4S (B) スカイグレー+ブーツセット
各 **196,000円** (税込 **215,600円**)

[クラスII/特管] 認証番号 302AHBZX00007000

電源	AC100V (50/60Hz)	
消費電力 (待機中)	34/29W (4/4W)	
もみ上げサイクル	ウェーブ	約55秒
	スクイーズ	約39秒
	ハイパー	約24秒
タイマー設定時間	強さ (圧力)	設定3の時
	ブースト	約60秒
空気圧設定範囲	4.0~18.0kPa (30~130mmHg)	
定格時間	30分	
質量	本体	4.2kg
	ブーツ	0.85kg (2本)
	ブーツ用ホース	0.95kg

家庭用エアマッサージ器 **フィジカルメドマー PM-8000**

商品コード **KK-479**
ブーツMセット
商品コード **KK-479B**
パンツセット
各 **324,500円** (税込 **356,950円**)

[クラスII] 認証番号 221AHBZX00013000

電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	48/46W (PSE) 38/35W (JIS) (待機中: 3/2.9W)	
もみ上げサイクル※	ブーツM	パンツ
	ウェーブモード	60秒
スクイーズモード	50秒	75秒
	ハイパーモード	30秒
タイマー設定時間	1~30分	
空気圧設定範囲	2.0~12.0kPa (15~90mmHg) 6段階	
定格時間	30分	
本体寸法	縦153×横354×奥行225mm	
ホース全長	2.5m	
質量	本体	5.7kg
	ホース1本	0.8kg
	ブーツM1本	0.8kg
	パンツ	2.3kg

※圧力6.0kPa (45mmHg) の時

リカバリーケア **リヴァイブM2**

商品コード **KK-897**
150,000円 (税込 **165,000円**)
[クラスII] 認証番号 304AGBZ00002000

フルレグブーツ -サイズの目安-

- 股下のサイズを計ります。(かかとから鼠径部(脚の付け根)まで)
 - 太ももの最も太い部分を計測します。
- これらの計測値を元に下記のチャートからサイズを参考にしてください。フルレグブーツは左右兼用です。

サイズ	股下	最大値	身長
S	65-81cm	71cm	150-175cm
M	81-86cm	74cm	175-195cm
L	86-96cm	74cm	195cm以上



【セット内容】
コンソール/フルレグブーツ(×2) ※ / AC電源アダプタ/ プロテクトプラグ
※セットのフルレグブーツは、S/M/Lのサイズ展開がございます。ご使用いただく方のサイズに合わせてお選びください。

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

ビニール

多用途

検査測定

滅菌消毒

オイル

マッド

治療室

ポスター

吸玉

治療器

温熱

健康管理

テーピング

治療補助

トレーニング

健康器具

開業準備

索引

世界のブランド テンピュール®

かため



3年保証

- カラー：ホワイト
- 生地：ポリエステル99%
ポリウレタン 1%

カバーは取り外して洗濯可能



テンピュール®の名を世界に広めた、
スタンダードデザイン

オリジナルピロー

商品コード KJ-905XS

XS
16,000円 (税込17,600円)

(約) 幅50×奥行31×高さ7cm

商品コード KJ-905S

S
17,000円 (税込18,700円)

(約) 幅50×奥行31×高さ8cm

商品コード KJ-905M

M
18,000円 (税込19,800円)

(約) 幅50×奥行31×高さ10cm

商品コード KJ-905L

L
19,000円 (税込20,900円)

(約) 幅50×奥行31×高さ11.5cm

かため



3年保証

- カラー：ホワイト
- 生地：ポリエステル99%
ポリウレタン 1%

カバーは取り外して洗濯可能



両サイドに厚みを持たせた立体フォームで
スムーズな寝返り

エルゴプラスピロー

商品コード KJ-924XS

XS
18,000円 (税込19,800円)

(約) 幅54×奥行32×高さ8cm

商品コード KJ-924S

S
19,000円 (税込20,900円)

(約) 幅54×奥行32×高さ9.5cm

商品コード KJ-924M

M
20,000円 (税込22,000円)

(約) 幅54×奥行32×高さ11cm

商品コード KJ-924L

L
21,000円 (税込23,100円)

(約) 幅54×奥行32×高さ12.5cm

やや やわらかめ



3年保証

- カラー：ホワイト
- 生地：ポリエステル99%
ポリウレタン 1%

カバーは取り外して洗濯可能



やわらかめの感触で、首や肩にフィット
しやすい三日月型。
曲線デザインが包み込むようにサポート

ソナタピロー

商品コード KK-582S

S
19,000円 (税込20,900円)

(約) 幅61×奥行40×高さ9.5cm

商品コード KK-582M

M
20,000円 (税込22,000円)

(約) 幅61×奥行40×高さ11cm



A ベージュ



B グレー

スムーズピローケース
オリジナルピロー&
ミレニアムピロー兼用

商品コード KK-922

3,800円 (税込4,180円)

カラー：A ベージュ・B グレー

伸縮性があり、快適な使い心地。
シャワーキャップタイプの枕カバー。綿100%



A ベージュ



B グレー

スムーズピローケース
ソナタピロー用

商品コード KK-923

3,800円 (税込4,180円)

カラー：A ベージュ・B グレー

伸縮性があり、快適な使い心地。
ファスナータイプの枕カバー。綿100%



3年保証

- カラー：グレー
- 生地：綿75%、
ポリエステル25%

カバーは取り外して洗濯可能

ユニバーサルピロー

商品コード KJ-910

11,000円 (税込12,100円)

(約) 幅50×奥行20×高さ10cm



膝イメージ



腰あてイメージ



かかとイメージ

腰・膝・かかと等、支えがほしい部分に
多目的に使える半円形サポートピロー



薬草入浴剤 (10包セット)

商品コード KW-730

1,400円 (税込1,540円)

※ご注文は10包単位でお願いいたします。

原料

甘草、生姜、よもぎ葉、蕃椒末、色素、香料

薬草入浴剤 10包セット

湯冷めしにくく、入浴後もポッカポカ!!



桧水

商品コード KJ-638B

1000cc

3,200円 (税込3,520円)

原料

天然ヒノキ精油
天然ヒバ精油
ヒノキオチール
シソの葉エキス
ビタミンC
植物系天然乳化剤

天然抗菌芳香材 [お風呂用]

「桧水」は、台湾檜と青森ヒバの天然木から抽出した精油をベースにして造られた純天然入浴剤です。天然成分のすばらしさと、檜の爽やかな香りで森林浴を存分にお楽しみいただけます。



オイル・オブ・エミュー・ソープバー (顔・全身用)

商品コード KF-621H

100g

1,000円 (税込1,100円)

成分表示：石ケン素地、水、エミュー油、トコフェロール (天然ビタミンE)、アスパラギン酸シ酢酸4Na (植物由来)、香料 (天然精油)

『エミューオイル』で作った、どなたでもやさしく使える自然派石鹸

合成界面活性剤・着色料・パラベン・合成香料・アルコール不使用

- ◆天然オメガ3・6・9をバランスよく豊富に含む「エミューオイル」をリッチに配合
- ◆肌にうるおいを与え、しっとり感が長持ち
- ◆つっぱり感無く、すっきりとした洗い上がり
- ◆天然由来成分にこだわった、やさしい自然派石鹸
- ◆ラベンダー、シダーウッド、ユーカリ、マジョラムの精油を使用したあたたかみある香り



クリスタル岩塩 (ミルタイプ) 粗粉碎 250g

商品コード KK-009B

907円 (税込980円)

軽減税率対象



クリスタル岩塩 (パウダータイプ) 250g

商品コード KK-009A

907円 (税込980円)

軽減税率対象

世界最高品質の岩塩

ヒマラヤ山脈の二億五千万年前の地層に眠る太古の海からきた宝石

原産国：パキスタン

◀料理にはパウダータイプがおすすめ

熱量：0kcal
タンパク質：0g
脂質：0g
炭水化物：0g
ナトリウム：39.1g
カルシウム：110mg
マグネシウム：34mg
カリウム：110mg



じゃばら

商品コード KW-729

30粒入 (3粒入分包×10包)

1,980円 (税込2,138円)

軽減税率対象

原材料名：じゃばら果皮乾燥粉末、マルトース、結晶セルロース、ステアリン酸カルシウム、HPC、微粒二酸化ケイ素、安定剤 (グァーガム)
内容量：9g (300mg×30粒)

花粉に毎年お悩みのかたへ
つら~い花粉の季節に



和歌山県北山村産
じゃばら果皮使用

30粒入

柑橘じゃばら

じゃばら果皮配合サプリメント

ナリルチン：1粒当たり11mg含有



「じゃばら」とは?

和歌山県北山村産の柑橘類。有効成分(ナリルチン)が他の柑橘類と比べ圧倒的に多く含まれています。特に果皮に多く、果皮の乾燥粉末は「抗アレルギー用組成物」として特許も取得しています。



ジャスパパー入り足裏シート

商品コード KK-880

樹液シート / 固定テープ 各30枚入り

3,200円 (税込3,520円)

サイズ：樹液シート 60×80mm
固定テープ 100×120mm

土踏まずにサッと貼って寝るだけで翌朝スッキリ


パワーストーン
ジャスパパー配合はこのシートだけ!

意欲が湧き自信がつく天然石で、和名「碧石」と崇められています。近年、碧石に遠赤外線効果が認められ注目されています。

遠赤外線でじんわり温め 血の流れをサポート!



天然樹木の恵み(マイナスイオン)とパワーストーン(遠赤外線)が相乗効果を発揮して、体内に溜まった不要な汚れをゴッソリ排出&スッキリサラサラにしてくれます。足の疲れやムクミを感じた時はもちろん、カラダがだるく感じたりする時にお勧めです。



使用前

使用后

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

カミバン

灸用品

検査測定

滅菌・消毒

オイル

マクラ

治療室

ポスター

吸玉

治療器

温熱

健康維持

テープ

治療補助

トレーニング

健康器具

開業準備

索引



バンブーステッキ

商品コード KZ-267

4,500円 (税込4,950円)

握りやすさとフィット感にこだわりぬいた竹虎の杖

- 右手にも左手にもフィットするカーブ形状のグリップ
- しっかり握れるスリムネック(細首タイプ)
- 杖から手をはなしても安心なストラップ付

サイズ	φ 16/19×H680~960mm (25mmきざみ・12段階)
対応身長	目安 130 ~ 186cm
重量	310g
材質	[本体] アルミニウム [握り手] TPR, PP [ストラップ] ポリエステル [杖先ゴム] TPR



ストラップ

商品コード KZ-271

400円 (税込440円)



杖ゴム

商品コード KZ-268

600円 (税込660円)

シャフト径16mm用



バンブーステッキ ワイド

商品コード KZ-269

4,500円 (税込4,950円)

手のひらや手首への負担が少ないワイドグリップ

- 幅広いグリップで手への負担をサポート
- 杖から手をはなしても安心なストラップ付

サイズ	φ 1.9/2.2×H68 ~ 96cm (2.5cmきざみ・12段階)
対応身長	目安 130 ~ 186cm
重量	390g
材質	[本体] アルミニウム [握り手] TPR, PP [ストラップ] ポリエステル [杖先ゴム] TPR



ストラップ

商品コード KZ-271

400円 (税込440円)



杖ゴム

商品コード KZ-270

600円 (税込660円)

シャフト径19mm用



愛杖 Eシリーズ 伸縮タイプ

商品コード KZ-264

5,800円 (税込6,380円)

愛杖シリーズ定番の伸縮杖。スリムネックと先ゴムがリニューアルして登場です。単色&柄とも4カラー、ストラップも標準装備になります。

	201A~204A	251A~254A
材質	シャフト	アルミ合金
カラー	グリップ	ブラウン
柄	シャフト	単色 柄
仕様	グリップサイズ	【概算】W120×H37×D22 最細メッキ部12mm
	ネック	スリムネック シルバーメッキ調
	長さ	約735~960mm
	調節穴数	10 (調節ピッチ25mm)
	重さ	約270g
	上段シャフト径	19mm
	下段シャフト径	16mm
ゴムチップ径	40mm	
適応身長	約140~186cm	
ストラップ	Cタイプ	ポリエステル



愛杖 Eシリーズ 折りたたみタイプ

商品コード KZ-265

6,300円 (税込6,930円)

愛杖シリーズ定番の折りたたみ杖。スリムネックと先ゴムがリニューアルして登場です。単色&柄とも4カラー、ストラップも標準装備になります。

	201B~204B	251B~254B
材質	シャフト	アルミ合金
カラー	グリップ	ブラウン
柄	シャフト	単色 柄
仕様	グリップサイズ	【概算】W120×H37×D22 最細メッキ部12mm
	ネック	スリムネック シルバーメッキ調
	長さ	約770~870mm
	調節穴数	5 (調節ピッチ25mm)
	重さ	約290g
	第1シャフト径	19mm
	2段以降シャフト径	16mm
ゴムチップ径	40mm	
適応身長	約148~168cm	
ストラップ	Cタイプ	ポリエステル



伸縮タイプ

ストラップ付き

折りたたみタイプ

ストラップ付き



折りたたみ時
※折りたたみ
ホルダー付き



交換用杖先ゴム

商品コード KZ-262G

500円 (税込550円)

16mm径用
(ボトルタイプ)

愛杖Eシリーズ
伸縮タイプ/折りたたみタイプ



16・17mm
黒/茶
交換用
(トンボ)

杖先ゴム 交換用(トンボ)

商品コード KZ-196B

16mm 黒

商品コード KZ-196

16mm 茶

商品コード KZ-237B

17mm 黒

商品コード KZ-237

17mm 茶

各500円 (税込550円)



22mm
グレー
松葉杖用

杖先ゴム 松葉杖用

商品コード KZ-262C

22mm グレー

500円 (税込550円)



19mm
黒
オールニース
クラッチ用

杖先ゴム オールニースクラッチ用

商品コード KZ-262D

19mm 黒

500円 (税込550円)



抜群の安定性
自立するつえ先ゴム

たっちゃんラージ

商品コード KZ-247

2,500円 (税込2,750円)

柔軟性と安定性を両立
自立するので、どこにでも置きやすく、接地部分が幅115mmもあるので、抜群の安定性。快適な柔軟性と滑りにくい、あんしん設計で歩行をサポートします。



16mm径用と18mm径用があります。

最大幅80mmの、自立する三点式杖先ゴム。

たっちゃん

商品コード KZ-248

900円 (税込990円)

	規格
A	16mm
B	18mm



松葉杖

商品コード **KZ-261**
2本組み
6,000円

軽くて長さ調節が可能
グリップの高さや、杖の長さを調節可能。
適度な柔らかさの脇当てにより、脇への負担を軽くします。長く歩いても疲れにくいよう軽いアルミできています。

		S	M	L	
材質	グリップ	ウレタン			
	シャフト	アルミ合金			
カラー	グリップ	グレー			
	シャフト	シルバー			
仕様	杖の長さ	全長	約93~113cm	約113~133cm	約134~154cm
		脇あてからグリップまでの長さ	約22~37cm	約36~51cm	約41~56cm
	杖の重量	約1620g/2本	約1750g/2本	約1920g/2本	
	径の長さ	シャフト径：22mm			
	杖先ゴム	松葉杖用・22mm・グレー 底径：43mm			
適応身長	約136~153cm	約154~173cm	約174~194cm		
生産国	台湾				



ワールド・アルミ松葉杖

商品コード **KZ-120**
2本1組
15,000円

手の握り位置や高さの調節がプッシュボタンで簡単に変わります。

- プッシュボタン操作だけ、あとは全く不要、握りの高さ調節と杖全体の長さの調節が簡単・確実・安全にできます。握りの固定用アナがないため耐静荷重313kgという驚異的な強度です。
- 程よいやわらかさで脇にやさしく当たる定評のセフティーカバー。
- 昇降スライダーと支持機構プッシュボタンで簡単に握りの高さ調節ができ、確実に固定される全く新しい画期的なシステムです。

A	特大	151~131cm 1065g
B	大	143~123cm 1050g
C	中	129~109cm 970g
D	小	114~99cm 810g



内径 20mm
杖ゴム (ワールド) アルミ松葉 (1コ)

商品コード **KZ-174A**
740円 (税込814円)



内径 28mm
杖ゴム R-1 木松葉 (1コ)

商品コード **KZ-174D**
300円 (税込330円)



四点支持杖

商品コード **KZ-128A** ラージベース **8,700円**
950g
ベース 20×31cm

商品コード **KZ-128B** スモールベース **8,050円**
740g
ベース 15×20cm

共通仕様
高さ調節 71.5~94.5cm、カラー：シルバー
■余分な力を使わずに安心して使用できます。
■重力が低く、バランスがとりやすい杖です。
■ハンドルを回転させることで、左用・右用の使用が可能です。



ラージ用



スモール用

四点支持杖用ゴム (1ヶ)

商品コード **KZ-183A**
ラージ用・内径 14mm
グレー

商品コード **KZ-183B**
スモール用・内径 12mm
黒

各 **390円 (税込429円)**



オールニースクラッチ

商品コード **KZ-250**
13,000円

伸縮タイプ

耐荷重 150kg

右手用・左手用あり

A	U型	レッド	右手用	E	O型	レッド	右手用
B	カフ	ネイビー	左手用	F	カフ	ネイビー	左手用
C				G			
D				H			

		レッド	ネイビー
材質	グリップ	ソフト樹脂 (反射板付き)	
	シャフト	アルミ合金	
カラー	カフ	ブラック	
	グリップ	ブラック	
	シャフト	レッド	ネイビー
仕様	杖の長さ	カフ~グリップ：約22~27cm (2.5cm間隔の3段階調節式) グリップ~杖先：約71~101cm (2.5cm間隔の13段階調節式)	
	杖の重量	U型：約780g	O型：約810g
	径の長さ	24mm	
	杖先ゴム	オールニースクラッチ用 19mm・黒 底径45mm	
	適応身長	約136~196cm	
生産国	ドイツ		

ドイツ オッセンベルグ社製
ロフストランドクラッチ
(前腕部支持型杖)



視覚障害者用白杖

商品コード **KZ-257**
WH-1 (ストレート)
7,500円

商品コード **KZ-258**
WH-2 (折りたたみ・細)
5,000円

商品コード **KZ-259**
WH-3 (ストレート)
4,500円

商品コード **KZ-260**
WH-4 (伸縮3段階)
6,000円

		WH-1	WH-2	WH-3	WH-4
材質	シャフト	グラスファイバー	アルミ合金	木製	アルミ合金
	カラー	グリップ シャフト	ブラック ホワイト	— ホワイト	ブラック ホワイト
仕様	杖の長さ	100cm	100cm 折りたたみ時： 約28cm	100cm	100cm 収納時： 約41cm
	杖の重量	約145g	約115g	約200g	約150g
	径の長さ	最大部：22mm シャフト上部： 14mm	最大部：22mm シャフト上部： 14mm	最大部：32mm シャフト上部： 20mm	最大部：32mm シャフト上部： 20mm
	生産国	日本			

※白杖の使用にあたっては必ず歩行訓練士などの専門家の指導を受けてください。
※白杖は目の不自由な方の案内用歩行補助杖のため、ご使用する方の体重を支えることはできません。

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

ピカバン

もくさ

検査・測定

滅菌・消毒

クリール

マクラー

治療室

構型・

吸玉

治療器

温熱

健康維持

トレーニング

治療補助

トレーニング

健康器具

開業準備

索引


『開業・リニューアルオープン』をお考えの際は お気軽にご相談ください



～ 鍼灸院・接骨院開業設備参考例 ～




レイアウト参考図



鍼灸マッサージ院

- ①電子温灸器 CS-2000/CS-1000
- ②ラスパバーA・MC
- ③カナホットモイスト 温熱治療器
- ④ステンレスワゴン 30型
- ⑤低周波サーノス
- ⑥バイオミニII (微弱電流)
- ⑦紫外線殺菌保管庫
- ⑧オートクレーブ (殺菌器)
- ⑨超音波洗浄器
- ⑩器械卓子



接骨院

- ①カナホットモイスト 温熱治療器
- ②低周波サーノス
- ③バイオミニII (微弱電流)

Opening Plan



鍼灸院・接骨院のご開業に関するご相談は
キャリア豊富なカナケン営業マンにご相談ください。

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

ピカミン
ピロセン

もくせき
灸用品

検査測定

滅菌・消毒

オイル
クリーム

ベッド
マクラ

治療室
設備

模型
ポスター

吸玉

治療器

温熱

健康維持
管理

テーピング
用品

治療補助
用品

トレーニング

健康器具

開業準備

索引