

THE GUIDE OF
ACUPUNCTURE & Moxibustion & Judo Therapy

鍼灸ガイド® Vol.31



鍼灸院・接骨院のご開業設備は
この一冊で揃います。

鍼灸治療鍼
鍼関連用品・もぐさ
灸関連用品・物理療法器械器具
ベッド・枕・治療補助材料
衛生材料・テーピング関連
トレーニング用品・介護用品
健康器具・開業計画

デスポ鍼 光華 KOKA

4P



刺入時の切皮痛を
極限にまで減少しました。

■ 高いコストパフォーマンス

灸頭鍼・鍼電極低周波治療器用の 電極に使えます。

- 灸頭鍼に使用する場合は、太さ $\phi 0.20\text{mm}$ (3 番鍼) 以上のものをご指定ください。
- 鍼電極低周波治療器の電極として使用する場合は、太さ $\phi 0.20\text{mm}$ (3 番鍼) 以上のものをご指定ください。
- 本製品は JIS T9301:2016 単回使用ごうしん (毫鍼) に適合しています。

デスポ鍼 光華 4P

1箱 200本入 (1パック4本入 × 50パック)

KN-167 1,700円 (税込1,870円)

〔クラスII〕

認証番号 220AGBZX00234Z00

針体材質：ステンレス製

エチレンオキシドガス滅菌済

サイズ表

長さ 太さ	カラー	1寸 30mm	1寸3分 40mm	1寸6分 50mm
0番 (0.14mm)	白	○	○	
1番 (0.16mm)	緑	○	○	○
2番 (0.18mm)	黄	○	○	○
3番 (0.20mm)	青	○	○	○
4番 (0.22mm)	桃		○	○
5番 (0.24mm)	紫		○	○

KANAKEN

カナケン

鍼灸ガイド[®] vol.31

鍼灸治療鍼・鍼関連用品・もぐさ・灸関連用品
物理療法器械器具・ベッド・枕・治療補助材料
衛生材料・テーピング関連・トレーニング用品
介護用品・健康器具・開業計画



項目別目次

鍼

鍼 (滅菌済)	8
鍼・針管	14
円皮針	16

小児鍼

皮膚針	19
長田式チクチク療法・粒鍼	25

粒鍼

粒鍼	26
----------	----

アルコール

消毒綿花・ガーゼ	28
----------------	----

カミバン・ピンセット

カミバン・ピンセット	29
------------------	----

もぐさ・灸用品

もぐさ・灸用品	30
灸用品 (灸用機器)	40

検査・測定

血圧計・聴診器	43
体温計・視力表・打診器	44
筋力計・握力計	45
測定機器	46

滅菌・消毒

滅菌器	49
保管庫・洗浄器	50
滅菌パック・ハリ皿	51
消毒 (防護)	52

オイル・クリーム

オイル・クリーム・ジェル	55
--------------------	----

ベッド・マクラ

治療用昇降ベッド	58
治療用ベッド	60

治療用ベッド・クイックチェアー	61
治療用ベッド (折りたたみ)	62
カイロプラクティック	64
マクラカバー・フェイスペーパー	67
ベッドカバー	68
バスタオル・EXシリーズ	69
治療用マクラ	70

治療室設備

卓子 (ワゴン)	73
スリッパ・オシボリ	74
カルテ・人体ゴム印	75
患者着	76
ベンチ・チェアー・カーテン	77

模型

経穴模型・骨格模型	78
関節模型	79
ポスター・図鑑	80

吸玉

吸角療法器具	83
--------------	----

治療器

メディチャーライト・コウケントー	85
赤外線治療器	86
光線治療器	87
鍼電極低周波治療器・パルス	88
微弱電流 (マイクロカレント)	90
低周波治療器	92
粘着パッド・マジックバンド	94
高周波	95
干渉波	97
総合刺激装置	99
SSP・複合電気刺激装置	101
超音波・超短波治療器	102
マイクロ波治療器	105

温熱

温熱療法器	106
温熱療法器 (電子レンジ式)	111
温熱療法器 (パラフィン浴・噴流温浴)	112

健康維持・管理

ベッド型マッサージ器	113
ローリング治療器・電位治療器	114
牽引装置	115
酸素カプセル・酸素ルーム	116
ストレッチマシン	117
ファストトレーナー・体組成計	119
健康維持・管理(その他機器)	120

テーピング用品

テーピング用品	121
---------	-----

治療補助用品

冷却用品	130
インソール	132
インソール(ソルボ)	134
サポーター(ソルボ)	137
サポーター(ひざ)	142
サポーター(ひざ・ふくらはぎ・太もも)	144
サポーター(足首)	145
サポーター(ひじ・肩)	146
サポーター(手首)	147
サポーター(指・スリーブ)	148
サポーター(コンディショニングスリーブ)	149
サポーター(手首・手指・足指)	150
サポーター(足指・かかと・足裏)	151
ソフトサポーター	152
サポーター(ケアガード・山田式)	153
サポーター(手首・ひじ・ひざ・足指)	154
サポーター(その他)	155
腰部用コルセット	157
胸部用コルセット	160
肩・股関節用コルセット	161
頸部用コルセット	162
弾性ストッキング・アンシルク	163
包帯・ホータイ巻器	164
ネット包帯・ガーゼ	165
ギプス・固定材	166
医薬品	169
冷却材・温シップ	171

トレーニング

トレーニング用具	172
マッサージ器・トレーニング機器	176

健康器具

マッサージ器・ストレッチ器具	177
シンアツシン・温浴装置	178
家庭用エアマッサージ器	179
テンピュール	180
健康グッズ	181
杖	182

開業準備

開業設備・レイアウト	184
開業計画(新規事業計画を立てる)	185

索引

50音別索引	186
--------	-----

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

カミバン・
ピンセットもくさき・
灸用品

検査・測定

滅菌消毒

オイル・
クリームベッド・
マクラ治療室
設備

模型

吸玉

治療器

温熱

健康維持・
管理テーピング
用品治療補助
用品

トレーニング

健康器具

開業準備

索引



カナケン® オリジナルブランド商品

カナケン独自で企画・開発した商品のご紹介です。詳細は各掲載ページをご覧ください。

各掲載ページのカナケンオリジナル
ブランド商品には、このアイコンが
付いています。

鍼

小児鍼

刺入時の切皮痛を
極限にまで減少しました

ディスポ鍼
光華
KOKA

ディスポ鍼 光華
▶ P8



高いコストパフォーマンス。

ディスポ鍼
光華 4P
KOKA

ディスポ鍼 光華 4P
▶ P8



鍼皿付き (1箱100本入)

ディスポ鍼
カナケンディスポ鍼【はり皿付】

カナケンディスポ鍼
【はり皿付】
▶ P10



巻きリユースタイプ

ディスポ鍼 ノンシリコン・滅菌済鍼
ディスポ中国鍼

ディスポ中国鍼
▶ P9



鍼皿付き (1箱300本入)

ディスポ鍼 ノンシリコン・滅菌済鍼
**カナケンディスポ鍼【はり皿付】
フェイスタイプ**

カナケンディスポ鍼
【はり皿付】フェイスタイプ
▶ P10



鍼皿1箱 (100枚入)

KNディスポはり皿
DISPOSABLE ACUPUNCTURE TRAY

KNディスポはり皿
▶ P9



カナケンオリジナル小児鍼

ローラー針
【強】
▶ P20

ローラー付
集毛針
クローム
▶ P20



銅ポインター (銅製)
▶ P22



メタルフィッシュ
▶ P23



カナにゃん
▶ P23



ぶしゃいくケンくん
▶ P23



カナケン® オリジナルブランド商品

カナケン独自で企画・開発した商品のご紹介です。詳細は各掲載ページをご覧ください。

各掲載ページのカナケンオリジナル
ブランド商品には、このアイコンが
付いています。

治療器

高性能パルス治療器

パルス治療器 *Lasper-A* ラスパーエース



ラスパーエース
▶ P88

進化する波 ラスパーウェーブ

小型・軽量・高性能パルス治療器

ラスパーウェーブ

正 (+) 負 (-) のバランスが非常に良く、各治療部位に
ソフトでしっかりした刺激を確実に伝えてくれます。

チャンネル間の干渉がない。

チャンネルごとに干渉すると波形が乱れ、安定した刺激
を出すことができませんでしたが、本器は完全独立チャ
ンネルにより、干渉することがありません。

治療時間を液晶で表示。

気になる残りの治療時間を液晶で表示しました。

電子音で操作を確認。

各スイッチの操作時、電源 ON・OFF、タイマー設定音、
周波数の発信音 (調整可)、モード等切り替え時、タイマー
終了時、及びエラー時に電子音でお知らせします。

携帯に便利な軽量設計。


本体重量 570g (電池別) と、携帯や移動に楽な軽量設計。

鍼電極低周波治療器 + マイクロカレント

鍼電極低周波治療器

Lasper-A・MC ラスパーエース エムシー ラスパー・MC

鍼電極低周波治療器 + マイクロカレント



ラスパーエース エムシー
ラスパー・A・MC
▶ P88

第1の波 *Lasper Wave* (ラスパーウェーブ)

ラスパーウェーブとは、ソフトな当たりでしっかりした刺激を確
実に伝える理想の波形です。

設定周波数

微妙な治療の周波数帯を完全カバーした 24 段階ロータリースイ
ッチ (電子音表示)

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
周波数	0.1	0.3	0.5	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
No	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
周波数	2	2.5	3	5	7	10	15	20	30	50	75	100

※ 頻繁に使用する周波数を記憶しています。

※ 0.1Hz でピーク音ピピ (警告音) を設定しました。

パルス通電後、更に MC (微弱電流) を流すことによって、
今までにない相乗効果が生れます。

第2の波 *MC Wave* (エムシーウェーブ)

MC とはマイクロカレント (微弱電流) の略です。弊社で発売して
いるバイオシリーズのノウハウが本器の一部に組み込まれていま
す。実績のあるデュアル通電をぜひお試しください。

マイクロカレントセラピー：私たちは感じない程の微弱な電流に
より生かされています。人間が本来持っている自己回復機能を細胞
レベルの弱い電流を流すことで細胞の活動に必要なエネルギー
ATP 合成を促進します。最近では自律神経を整えることでも知ら
れるようになりました。

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

ビンセット

もくせき

灸用品

検査測定

滅菌消毒

オイル

マクラ

治療室

模型

吸玉

治療器

温熱

健康維持

管理

テーピング

治療補助

用品

トレーニング

健康器具

開業準備

索引



カナケン® オリジナルブランド商品

カナケン独自で企画・開発した商品のご紹介です。詳細は各掲載ページをご覧ください。

各掲載ページのカナケンオリジナル
ブランド商品には、このアイコンが
付いています。

治療器


煙を出さずに、もぐさの気持ちよさを再現。どんな鍼でも。

電子温灸器

CS-1000 CS-2000



移動や往診にも対応



4チャンネル

電子温灸器 CS-1000

▶ P42



6チャンネル

電子温灸器 CS-2000

▶ P42

マイクロカレント治療器。
身体の最深部・根元を再生。

Biomini II

— バイオミニ II —

マイクロカレント
微弱電流

4つのモードから選ぶ
簡単操作!!

こり 痛み 美肌 (再生)

疲労 (リンパドレナージュ)



バイオミニ II

▶ P90

モード「こり」「痛み」

痛めた部位をメンテナンス

モード「美肌」

コラーゲン線維の
合成を促進


モード「疲労」

血流促進、細胞修正、
疲労物質の除去

戦うアスリートへ
「急性の痛みの早期回復に」



微弱電流を、お顔全体に流して、
体のメンテナンスにも効果的



浅部から深部までしっかり刺激。
あたりが柔らかく多くの電流が流せます。

低周波治療器

SARNOS

— サーノス —

『PDM波形』を搭載。



SARNOS (サーノス)

▶ P92

PDM 波形はあたりが柔らかく、多くの電気を流せます。

ショット機能

極性切換機能

大容量の出力・多チャンネル仕様

シンクロ機能 (SYN)



※テクノゲル電極は
オプションです。

※テクノゲル電極は
オプションです。



カナケン® オリジナルブランド商品

カナケン独自で企画・開発した商品のご紹介です。詳細は各掲載ページをご覧ください。

各掲載ページのカナケンオリジナル
ブランド商品には、このアイコンが
付いています。

温熱

ベッド・
マクラ


オイル・
クリーム

特殊セラミックにより体に合った
赤外線を出し温めます。

カナホット モイスト

日本製

しつねつ
“湿熱感”を持続させる
特殊カバーを使用




カナホットモイスト
▶ P108

からだの芯から温めます。

カナホット

日本製

特殊セラミックにより、
体に合った赤外線を
出し温めます。



カナホットシリーズ
▶ P108

抗菌・治療用マクラ。

カナケン 治療用枕 抗菌



カナケン治療用枕シリーズ
▶ P70

50回の洗濯テスト済み。
検針検査済み。



KNスレンカラーシリーズ
▶ P69

50回の
洗濯テスト
済み

検針
検査
済み

肌なじみのよいマッサージオイル。
無添加成分。

MADE
IN
JAPAN



KANA
ベビー オイル 1L
▶ P56

プレーン不織布。Y字抜き加工。
ディスポーザブルカバー



KNフェイスペーパー (500枚)
▶ P67

鍼

小児
鍼

粒
鍼

アル
コール

カミ
バン
ビ
ン

もく
せき
灸
用品

検
査
測
定

滅
菌
消
毒

ク
リ
ー
ム

ベ
ッ
ド
マ
ク
ラ

治
療
室
設
備

模
型

吸
玉

治
療
器
具

温
熱

健
康
維
持
・
管
理

テ
ー
ビ
ン
グ
用
品

治
療
補
助
用
品

ト
ー
ニ
ン
グ

健
康
器
具

開
業
準
備

索
引

ディスポ鍼 光華

KOKA



鍼の太さ別カラー鍼管を採用。

- 鍼を鍼管からスムーズにリリースできます。
- 刺入時の切皮痛を極限にまで減少しました。



ディスポ鍼 光華

商品コード KN-160

1箱 100本入

900円 (税込990円)

〔クラスII〕 認証番号 220AGBZX00234Z00

針体材質：ステンレス製
エチレンオキシドガス滅菌済

- 1寸～1寸6分…AIリリース方式
- 2寸…タブ付（ストッパー付）



ディスポ鍼 光華〔長針〕

商品コード KN-160

1箱 100本入

1,700円 (税込1,870円)

〔クラスII〕 認証番号 220AGBZX00234Z00


針体材質：ステンレス製
エチレンオキシドガス滅菌済

- タブ付（ストッパー付）

AI設計の鍼管は施術時のリリース動作をより効率的にいたしました。



鍼管と鍼柄は2つの点で固定されています。



鍼管に固定されている鍼柄をカチッと音がするまで横に押し、鍼管から外します。

サイズ表

長さ	カラー	1寸 (30mm)	1寸3分 (40mm)	1寸6分 (50mm)	2寸 (60mm)	3寸【長針】 (90mm)
0番 (0.14mm)	白	○	○			
1番 (0.16mm)	緑	○	○	○		
2番 (0.18mm)	黄	○	○	○		
3番 (0.20mm)	青	○	○	○	○	
4番 (0.22mm)	桃		○	○		
5番 (0.24mm)	紫		○	○	○	○
8番 (0.30mm)	白				○	○

ディスポ鍼 光華

KOKA

4P



ディスポ鍼 光華4P


商品コード KN-167

1箱 200本入 (1パック4本入 × 50パック)

1,700円 (税込1,870円)

〔クラスII〕 認証番号 220AGBZX00234Z00

針体材質：ステンレス製
エチレンオキシドガス滅菌済



1パック4本入

長さ	カラー	1寸 30mm	1寸3分 40mm	1寸6分 50mm
0番 (0.14mm)	白	○	○	
1番 (0.16mm)	緑	○	○	○
2番 (0.18mm)	黄	○	○	○
3番 (0.20mm)	青	○	○	○
4番 (0.22mm)	桃		○	○
5番 (0.24mm)	紫		○	○

灸頭鍼・鍼電極低周波治療器用の電極に使えます。

- 灸頭鍼に使用する場合は、太さ φ0.20mm (3番鍼) 以上のものをご指定ください。
- 鍼電極低周波治療器の電極として使用する場合は、太さ φ0.20mm (3番鍼) 以上のものをご指定ください。
- 本製品はJIS T9301:2016 単回使用ごうしん (毫鍼) に適合しています。

刺入時の切皮痛を
極限にまで減少しました。

■ 高いコストパフォーマンス

ディスポ鍼

ノンシリコン・滅菌済鍼


ディスポ中国鍼



銀のメッキが美しい
巻きリユース



1本ずつが
無菌包装



ディスポ鍼
ディスポ中国鍼

商品コード KN-118

1箱 100本入

1,000円 (税込 1,100円)

〔クラスII〕 認証番号 220AGBZX00234Z00

針体材質：ステンレス製
エチレンオキサイドガス滅菌済

- ディスポ中国鍼はエチレンオキサイドガス (EOG) 滅菌済みです。
- 1本ずつのブリスターパック入、プラスチック鍼管付。
- 鍼体はステンレス製、鍼尖・鍼体にいたるまで美しい鏡面に仕上げた高級鍼。
- 刺入時のすべりがよく違和感なく刺入できます。

サイズ表

長さ 太さ	カラー	1インチ 鍼長 25mm	1.5インチ 鍼長 40mm	2インチ 鍼長 50mm	2.5インチ 鍼長 60mm	3インチ 鍼長 75mm
# 38 2番 (0.18mm)	黄	○	○	○		
# 36 3番 (0.20mm)	青	○	○	○		
# 34 4番 (0.22mm)	桃	○	○	○	○	○
# 32 5番 (0.25mm)	紫	○	○	○	○	○
# 30 8番 (0.30mm)	茶		○	○	○	○

灸頭鍼・鍼電極低周波治療器用の
電極に使えます。

- 灸頭鍼に使用する場合は、太さ φ0.20mm (3番鍼) 以上のものをご指定ください。
- 鍼電極低周波治療器の電極として使用する場合は、太さ φ0.20mm (3番鍼) 以上のものをご指定ください。
- 本製品はJIS T9301:2016 単回使用ごうしん (毫鍼) に適合しています。

KNディスポはり皿

DISPOSABLE ACUPUNCTURE TRAY



KNディスポはり皿

商品コード KH-450

1箱 100枚入 (10枚入×10)

1,000円 (税込 1,100円)

長さ 110mm×幅 65mm×高さ 8mm



ディスポ鍼

ノンシリコン・滅菌済鍼

カナケンディスポ鍼【はり皿付】

片手挿管から刺入まで、芸術的にまで鍛錬された治療家のリズムを、
未来に伝承するために新しい形のディスポーザブル鍼灸針を造りました。




はり皿 一体型パック

1パックの内容


- はり皿×1
- 鍼10本
- 針管2本

サイズ表


長さ	カラー	5分 (15mm)	1寸 (30mm)	1寸3分 (40mm)	1寸6分 (50mm)
太さ					
0番 (0.14mm)	白		○	○	
1番 (0.16mm)	緑	○	○	○	○
2番 (0.18mm)	黄	○	○	○	○
3番 (0.20mm)	青	○	○	○	○
4番 (0.22mm)	桃			○	○
5番 (0.24mm)	紫				○



はり皿に向けた手指に軽く
ショックを与え、鍼を出し
て下さい。



鍼筒の狭窄部分の2指押圧
は避けて下さい。



鍼を1本、1本パックから出す
手間を省きました。

パックを開けて筒に入った10本鍼を、
そのままトレーに出すだけ。



ディスポ鍼

カナケンディスポ鍼【はり皿付】

商品コード KN-138

1箱 100本入 (10本×10パック入)

900円 (税込990円)

〔クラスII〕 認証番号 220AGBZX00234Z00

針体材質：ステンレス製
エチレンオキシドガス滅菌済

灸頭鍼・鍼電極低周波治療器用の 電極に使えます。

- 灸頭鍼に使用する場合は、太さφ0.20mm (3番鍼) 以上のものをご指定ください。
- 鍼電極低周波治療器の電極として使用する場合は、太さφ0.20mm (3番鍼) 以上のものをご指定ください。
- 本製品はJIS T9301:2016 単回使用
ごうしん (毫鍼) に適合しています。

ディスポ鍼

ノンシリコン・滅菌済鍼

カナケンディスポ鍼【はり皿付】

フェイスタイプ




サイズは3種類

No.1 長さ9mm×φ0.16mm

No.2 長さ9mm×φ0.18mm

No.3 長さ9mm×φ0.20mm



ディスポ鍼

カナケンディスポ鍼【はり皿付】 フェイスタイプ

商品コード KN-143

1箱 300本入 (30本×10パック入)

2,700円 (税込2,970円)

〔クラスII〕 認証番号 220AGBZX00234Z00

針体材質：ステンレス製
エチレンオキシドガス滅菌済



鍼長 15mm

セイリン J-Sakura 15 (J-サクラ15)

商品コード KN17JS05

1箱 100本入

2,200円(税込2,420円)

[クラスII] 認証番号 15500BZZ00805000

「短い・軽い」操作性に優れた鍼です。

J-Sakura 15は鍼管付きで、鍼長が短く操作性に優れています。また、鍼柄が軽いプラスチックでできていますので鍼体のたわみが抑えられます。そのため部位への負担を軽減できます。

サイズ表 「J-Sakura15」「J-Sakura」「J-Matsuba」

NO	03	02	01	1	2	3	4	5	8
カラー	ロイヤルブルー	ダークグリーン	グリーン	レッド	アイボリー	スカイブルー	ピンク	バイオレット	セピア
線径(mm)	0.10	0.12	0.14	0.16	0.18	0.20	0.23	0.25	0.30
鍼長15mm(5分)	J-サクラ15	J-サクラ15	J-サクラ15	J-サクラ15	J-サクラ15				
鍼長30mm(1寸)		J-サクラ J-マツバ	J-サクラ J-マツバ	J-サクラ J-マツバ	J-サクラ J-マツバ	J-サクラ J-マツバ	J-サクラ	J-サクラ	
鍼長40mm(1寸3分)		J-サクラ J-マツバ	J-サクラ J-マツバ	J-サクラ J-マツバ	J-サクラ J-マツバ	J-サクラ J-マツバ	J-サクラ	J-サクラ	
鍼長50mm(1寸6分)				J-サクラ J-マツバ	J-サクラ J-マツバ	J-サクラ J-マツバ	J-サクラ	J-サクラ	J-サクラ
鍼長60mm(2寸)						J-サクラ J-マツバ		J-サクラ	J-サクラ



セイリン J-Sakura (J-サクラ)

商品コード KN17JS

1箱 100本入

2,100円(税込2,310円)

[クラスII] 認証番号 15500BZZ00805000

鍼尖が丸くなった新しい鍼

セイリンの優れた技術力だから実現できた優しい鍼「J-Sakura」。鍼尖が丸くなることで、「使用感がやさしい」「刺入がとてスムーズ」などの評価をいただいています。

※使用感には個人差があります



セイリン J-Matsuba (J-マツバ)

商品コード KN17JM

1箱 100本入

2,300円(税込2,530円)

[クラスII] 認証番号 15500BZZ00805000

レギュラータイプの毫鍼

プラスチック鍼管付。
プラスチック針柄・色によって太さを判別できます。



鍼柄長
25mm

鍼柄はステンレスの
3点カシメ

セイリン M-Ayame (M-アヤメ)

商品コード KN17MA

1箱 100本入

2,600円(税込2,860円)

[クラスII] 認証番号 15500BZZ00805000

- バランス感覚が優れた3点カシメで、操作性を得やすい構造に。
- 鍼尖は「SP仕様」です。
- 鍼灸業界初のステンレスとプラスチックの溶着技術により、未使用識別、片手で使用できる利便性を両立させています。

サイズ表「M-Ayame」「L-Tsubaki」共通 ※M-アヤメは潤滑油を使用していません。

NO	01	1	2	3	4	5	8
カラー	グリーン	レッド	アイボリー	スカイブルー	ピンク	バイオレット	セピア
線径(mm)	0.14	0.16	0.18	0.20	0.23	0.25	0.30
鍼長30mm(1寸)	M-アヤメ	M-アヤメ	M-アヤメ	M-アヤメ L-ツバキ	L-ツバキ	M-アヤメ L-ツバキ	L-ツバキ
鍼長40mm(1寸3分)	M-アヤメ	M-アヤメ	M-アヤメ	M-アヤメ L-ツバキ	L-ツバキ	M-アヤメ L-ツバキ	L-ツバキ
鍼長50mm(1寸6分)		M-アヤメ	M-アヤメ	M-アヤメ L-ツバキ	L-ツバキ	M-アヤメ L-ツバキ	L-ツバキ
鍼長60mm(2寸)				L-ツバキ		L-ツバキ	



4本入り集合包装

※潤滑油を使用していません。

NO	03	02	01	1	2	3
カラー	ロイヤルブルー	ダークグリーン	グリーン	レッド	アイボリー	スカイブルー
線径(mm)	0.10	0.12	0.14	0.16	0.18	0.20
鍼長7mm	○	○	○	○	○	○



鍼尖がSP鍼(丸い鍼尖)
鍼柄はプラスチックの
軽量タイプ。
顔などの皮下が薄い部
位に適しています。

NO	1	2	3	5
カラー	レッド	アイボリー	スカイブルー	バイオレット
線径(mm)	0.16	0.18	0.20	0.25
鍼長15mm(5分)	○	○	○	○

セイリン ELIPEAS (エリピース)

商品コード KN-107

1箱 100本入

2,200円(税込2,420円)

[クラスII] 認証番号 15500BZZ00805000

セイリン D-Kaede (D-カエデ)

商品コード KN17DK

1箱 100本入

1,900円(税込2,090円)

[クラスII] 認証番号 15500BZZ00805000

※D-カエデタイプは針管なし。



セイリン Gタイプ

商品コード KN-107G

1箱 100本入

3,400円(税込3,740円)

[クラスII] 認証番号 15500BZZ00805000

長鍼!

持ちやすく刺入しやすい25mmの鍼柄
※使用感には個人差があります。

サイズ表 「Gタイプ」

NO	5	8
カラー	バイオレット	セピア
線径(mm)	0.25	0.30
鍼長75mm(2寸5分)	○	○
鍼長90mm(3寸)	○	○



セイリンパレット

商品コード KH-448

1箱 100枚入

1,200円(税込1,320円)

プラスチック製
長さ10.5×巾5.0cm、厚さ10mm



NEO ディスポ鍼 1Pタイプ

商品コード KN-136

1箱 100本入

1,680円(税込1,848円)

[クラスII] 認証番号 21500BZY00569000

プリスターパック入り
ステンレス鍼
エチレンオキサイドガス滅菌済



NEO ディスポ鍼 4Pタイプ

商品コード KN-137

1箱 240本入

3,300円(税込3,630円)

[クラスII] 認証番号 21500BZY00569000

1パックにステンレス鍼4本と鍼管1
本をセットしたもの
エチレンオキサイドガス滅菌済



NEO ディスポ鍼 クサビタイプ

商品コード KN-153


1箱 100本入

1,680円(税込1,848円)

[クラスII] 認証番号 21500BZY00569000

クサビを使って鍼管と固定。クサビの色はシートや床に
落ちてすぐに見つけられる鮮やかなオレンジ色です。
エチレンオキサイドガス滅菌済 ステンレス鍼

* NEO ディスポ鍼の鍼体は、国産材料を使用しています。



NEO ディスポ鍼 SPタイプ

商品コード KN-152

1箱 100本入

1,700円(税込1,870円)

[クラスII]
認証番号 226AGBZX00056000

ステンレス鍼
エチレンオキサイドガス滅菌済

NEO ディスポ鍼 SPタイプ05

商品コード KN-152

1箱 100本入

1,930円(税込2,123円)

[クラスII]
認証番号 226AGBZX00056000

ステンレス鍼
エチレンオキサイドガス滅菌済

サイズ表 「SPタイプ」「1Pタイプ」「4Pタイプ」「クサビタイプ」

	5分 (15mm)	1寸 (30mm)	1寸3分 (39mm)	1寸6分 (48mm)	2寸 (60mm)
03番 (0.10mm)	SP	—	—	—	—
02番 (0.12mm)	SP	—	—	—	—
0番 (0.14mm)	SP	SP 1P 4P クサビ	SP・1P 4P・クサビ	SP・1P 4P・クサビ	—
1番 (0.16mm)	SP	SP 1P 4P クサビ	SP・1P 4P・クサビ	SP・1P 4P・クサビ	—
2番 (0.18mm)	SP	SP 1P 4P クサビ	SP・1P 4P・クサビ	SP・1P 4P・クサビ	—
3番 (0.20mm)	—	SP 1P 4P クサビ	SP・1P 4P・クサビ	SP・1P 4P・クサビ	SP・1P 4P・クサビ
4番 (0.22mm)	—	SP 1P 4P クサビ	SP・1P 4P・クサビ	SP・1P 4P・クサビ	—
5番 (0.24mm)	—	SP 1P 4P クサビ	SP・1P 4P・クサビ	SP・1P 4P・クサビ	SP・1P 4P・クサビ



ファロス ディスポ鍼 C300

商品コード KN-159

1箱 300本入

2,500円(税込2,750円)

[クラスII] 認証番号 221AGBZX00086000



ファロス ディスポ鍼 A300

商品コード KN-158

1箱 300本入

2,220円(税込2,442円)

[クラスII] 認証番号 221AGBZX00086000



ファロス SARASA メディカル ONE

商品コード KN-164

1箱 100本入

1,450円(税込1,595円)

[クラスII] 認証番号 221AGBZX00056000



ファロス SARASA メディカルニードル

商品コード KN-165

1箱 240本入(4本×60包装)

2,300円(税込2,530円)

[クラスII] 認証番号 221AGBZX00086000

- ワンタッチタイプ
- 灸頭鍼に使用可能
- 個別包装で鍼ごとに鍼管付
- 鍼体は特選ステンレス鋼線材
- 鍼柄は合金製
- ストッパーなしで片手で操作が可能
- 0.12mmの00番もあります

- 5本1包装で使いやすい
- 鍼体は特選ステンレス鋼線材
- 鍼柄は軽くて使いやすいアルミ製
- カラーホルダー付で鍼の折れや曲がり防止

- 個別包装・ワンタッチタイプだから片手での操作が可能。
- あてて丸い鍼尖で内出血などのリスクを低くします。
- 弾力性の高い鍼体で刺入時の痛みを軽減。
- シリコン塗布だから穿皮・刺入がスムーズ。

- あてて丸い鍼尖
- 弾力性の高い鍼体
- シリコン塗布だから刺しやすい
- カラー鍼管で番手がわかりやすい
- 従来の細さの鍼管で、打ちたいところに打ちやすい



ファロス SARASA ビューティーニードル

商品コード KN-163

1箱 100本入

2,300円(税込2,530円)

[クラスII] 認証番号 221AGBZX00086000

- あてて丸い鍼尖で内出血などのリスクを低くします。
- 弾力性の高い鍼体で刺入時の痛みを軽減。
- シリコン塗布だから穿皮・刺入がスムーズ。

鍼長	鍼径
15mm	0.10mm
15mm	0.12mm
15mm	0.14mm

サイズ表 「C300」「A300」「メディカル ONE」「メディカルニードル」

	1寸 (30mm)	寸3 (39mm)	寸6 (48mm)	2寸 (60mm)
00番 (0.12mm)	C300 メディカル ONE メディカルニードル			
0番 (0.14mm)	C300 メディカル ONE メディカルニードル	C300 A300 メディカル ONE メディカルニードル	メディカルニードル	
1番 (0.16mm)	C300 メディカル ONE メディカルニードル	C300 A300 メディカル ONE メディカルニードル	C300 A300 メディカルニードル	C300
2番 (0.18mm)	C300 メディカルニードル	C300 A300 メディカル ONE メディカルニードル	C300 A300 メディカル ONE メディカルニードル	C300
3番 (0.20mm)	C300 メディカルニードル	C300 A300 メディカル ONE メディカルニードル	C300 A300 メディカル ONE メディカルニードル	C300
4番 (0.22mm)	C300	C300 A300	C300 A300	C300 メディカルニードル
5番 (0.24mm)	C300	C300 A300 メディカルニードル	C300 A300 メディカル ONE メディカルニードル	C300 メディカルニードル
8番 (0.30mm)			C300	C300 メディカルニードル

ユニコディスポ鍼 Pro

商品コード KN-147
1箱/100本入 (個包装)
1,300円 (税込 1,430円)

ユニコディスポ鍼 Pro8

商品コード KN-148
1箱/240本 (鍼8本と鍼管1本でセット)
2,400円 (税込 2,640円)

【共通仕様】
〔クラスII〕 認証番号 224AKBZX00111000

- 鍼体：材質 ステンレス
- 鍼柄：材質 ステンレス 長さ20mm 直径1.2mm
- 鍼管：六角鍼管

エチレンオキシドガス滅菌済

ユニコディスポ鍼 S

商品コード KN-149
1箱/100本入 (個包装)
1,300円 (税込 1,430円)

ユニコディスポ鍼 S8

商品コード KN-150
1箱/240本 (鍼8本と鍼管1本でセット)
2,400円 (税込 2,640円)

【共通仕様】
〔クラスII〕 認証番号 224AKBZX00111000

- 鍼体：材質 ステンレス (コーティング加工 鍼先より15mm)
- 鍼柄：材質 ステンレス 長さ20mm 直径1.2mm
- 鍼管：六角鍼管

エチレンオキシドガス滅菌済

鍼体と鍼柄は
ステンレス製。

材質を同じにすることで運
鍼時の繊細な感覚が技術者
の指に正確に伝われます。
また、灸頭鍼としてもご利
用いただけます。

鍼先は刺入しやすく
痛みが少ない松葉型。

挿入のしやすさ、患者様の
切皮痛の軽減を考えた結果、
松葉型に近い、なだらかな
カーブ (30〜35度) をユニ
コ鍼の基準にしております。

持ちやすい
六角鍼管。

- 指先にフィットする形
- 転がりにくい
- 皮膚との接触面は丸く加工済
- 内径が小さく、刺入時の
ブレを防ぐ

P1…Pro (100本入) P8…Pro8 (240本入) S1…S (100本入) S8…S8 (240本入)

番手 (mm)	カラー	1寸 (30mm)	1寸3分 (39mm)	1寸6分 (48mm)	1寸6分 (52mm)	2寸 (60mm)
#00 (0.12)	アイボリー	P1 P8 S1 S8	P1 P8 S1 S8	—	—	—
#0 (0.14)	グリーン	P1 P8 S1 S8	P1 P8 S1 S8	P1 P8 S1 S8	—	—
#1 (0.16)	レッド	P1 P8 S1 S8	P1 P8 S1 S8	P1 P8 S1 S8	—	—
#2 (0.18)	グレー	P1 P8 S1 S8	P1 P8 S1 S8	P1 P8 S1 S8	—	—
#3 (0.20)	ブルー	P1 P8 S1 S8	P1 P8 S1 S8	P1 P8 S1 S8	—	P1 P8 S1 S8
#4 (0.22)	ピンク	P1 S1	P1 P8 S1 S8	P1 P8 S1 S8	—	—
#5 (0.24)	イエロー	P1 P8 S1 S8	P1 P8 S1 S8	P1 P8 S1 S8	—	P1 P8 S1 S8
#8 (0.30)	パープル	—	—	P8 S8	—	P1 P8 S1 S8
#10 (0.34)	グリーン	—	—	P8 S8	—	—
#13 (0.40)	ブルー	—	—	—	P8	—
#15 (0.45)	イエロー	—	—	P8 S8	—	—

※ Pro 8の1寸6分・8番・10番・13番・15番と、S 8の1寸6分・8番・10番・15番の
販売は、10箱単位となります。価格は、お問い合わせください。

ユニコディスポ鍼 美容鍼 Pro

商品コード KN-151
1箱/240本入 (鍼4本×60入)
2,400円 (税込 2,640円)

〔クラスII〕 認証番号 229AKBZX00024000

- 鍼体コーティング加工なし
- E O Gガス滅菌・鍼体ステンレス、鍼柄アルミ製。
- 美容の鍼治療用として開発した3分の短鍼で、
鍼管無し鍼のみ4本でセットしています。
- バック毎に番手及びロットNO記載しています。

鍼の太さ×長さ：00番/0番/1番/2番×3分

ユニコディスポ鍼 美容鍼 S

商品コード KN-166
1箱/240本入 (鍼4本×60入)
2,400円 (税込 2,640円)

〔クラスII〕 認証番号 229AKBZX00024000

- 鍼体コーティング加工あり
- E O Gガス滅菌・鍼体ステンレス、鍼柄アルミ製。
- 美容の鍼治療用として開発した3分の短鍼で、
鍼管無し鍼のみ4本でセットしています。
- バック毎に番手及びロットNO記載しています。

鍼の太さ×長さ：00番/0番/1番×3分

誰でも操作がしやすい鍼
Mstyle


ディスポ鍼 I' SSHIN Mstyle (エムスタイル)

商品コード KN-184
1P 鍼管入り 100本入
1,800円 (税込 1,980円)

商品コード KN-185
10P 10本2管×30 300本入
5,000円 (税込 5,500円)

〔クラスII〕 認証番号 228AGBZX00071000
毫鍼/滅菌済みステンレス鍼

金属鍼柄のステンレス製ディスポ鍼、
スタンダードな鍼です。
太い外径で安定感があり、細い内径
でツボを捉えやすい、太丸鍼管が特
徴です。
さまざまな臨床家に多く用いられて
いるサイズを中心に揃えており、10
本2鍼管の300本入り箱もご用意し
ております。
少しコシのあるステンレスなので従
来より細めのサイズでも扱いやすくな
っています。



- 灸頭鍼に使用可能
- 鍼柄は合金製 20mm

	00番 0.12mm	0番 0.14mm	1番 0.16mm	2番 0.18mm	3番 0.20mm	5番 0.25mm	8番 0.30mm
1寸 30mm	1P	1P/10P	1P/10P	1P/10P	1P/10P	1P	
寸3 39mm		1P/10P	1P/10P	1P/10P	1P/10P	1P	
寸6 48mm		1P	1P/10P	1P/10P	1P/10P	1P/10P	1P
2寸 60mm						1P	1P
3寸 90mm						1P	1P

ストレスなく顔に使用できる鍼
Bstyle

ディスポ鍼 I' SSHIN Bstyle (ピーススタイル)

商品コード KN-186
1P 鍼管入り 100本入
1,800円 (税込 1,980円)

商品コード KN-187
10P 10本2管×30 300本入
5,000円 (税込 5,500円)

〔クラスII〕 認証番号 228AGBZX00071000
毫鍼/滅菌済みステンレス鍼

細く短いのが特徴の、美容鍼に向い
た扱いやすい鍼です。
ディスポ鍼 I' SSHINの独自の鋭い鍼尖
は横刺法にも適し、顔の細かいシワ
やシミを的確にとらえやすくなっ
ています。

美容鍼施術では多数本使うことが多
いことを考慮し、10本2鍼管の300
本入り箱もご用意しております。



- 鍼管無しでも操作しやすい
鍼体 15mmの短鍼
- 灸頭鍼に使用可能
- 鍼柄は合金製 20mm

	00番 0.12mm	0番 0.14mm
5分 15mm	1P/10P	1P/10P



ニューニードル (ディスポ・ステンレス) 前田製

商品コード KN-139

1箱100本入 (クラスII) ●放射線滅菌済鍼

太さ	長さ	1寸 30mm	寸3 40mm	寸6 50mm	2寸 60mm	2寸5分 75mm	3寸 90mm
霞	0.12	3,000円 (税込3,300円)					
毛鍼	0.14						
1番	0.16						
2番	0.18						
3番	0.20						
4番	0.22	3,200円 (税込3,520円)					
5番	0.24						
6番	0.26						
7番	0.28						
8番	0.30						
9番	0.32					3,500円 (税込3,850円)	3,800円 (税込4,180円)
10番	0.34						

ニューニードル (ディスポ銀) 前田製

商品コード KN-140

1箱100本入 (クラスII) ●放射線滅菌済鍼

番手	線径	寸法			
		30mm 1寸	40mm 寸3	50mm 寸6	60mm 2寸
毛鍼	0.15	5,500円 (税込6,050円)			
1番	0.16				
2番	0.18				
並3	0.21				
4番	0.23				
5番	0.25				6,000円 (税込6,600円)

※納期に時間がかかる場合があります。



前田銀鍼

商品コード KN-112

1包50本
2,750円 (税込3,025円)



針長	太さ	1番	2番	3番	4番	5番
		0.16mm	0.18mm	0.20mm	0.22mm	0.24mm
1寸	30mm	●	●	●		
1寸3分	40mm	●	●	●	●	●
1寸6分	50mm	●	●	●		●


※納期に時間がかかる場合があります。



前田金鍼

商品コード KN-113

1本単位でお取り扱いいたします。
(クラスI)



金の価格が不安定の為、時価にての販売になります。
ご注文の際はお問い合わせください。

※納期に時間がかかる場合があります。



手仕上げ 極上コバルト鍼

商品コード KN-155

1包50本
2,750円
(税込3,025円)

1寸0~1寸5
1寸3-0~1寸3-5
1寸6-0~1寸6-5

※納期に時間がかかる場合があります。



大宝 DSP-4 銀鍼

商品コード KN-124

1包50本入 (クラスI)

鍼柄：合金製
1P 1鍼管1鍼

	1番	2番	3番	4番	5番
	0.17mm	0.19mm	0.21mm	0.23mm	0.25mm
1寸	※価格は、お問い合わせ下さい				
1寸3分					
1寸6分					

※納期に時間がかかる場合があります。



大宝 SP-1 銀鍼


商品コード KN-168

1包50本入 (クラスI)

鍼柄：合金製
鍼管なし

	1番	2番	3番	4番	5番
	0.17mm	0.19mm	0.21mm	0.23mm	0.25mm
1寸	※価格は、お問い合わせ下さい				
1寸3分					
1寸6分					
2寸					

※納期に時間がかかる場合があります。



カナケン
ステンレス鍼

商品コード KN-101

50本入

[クラスⅠ] 14B2X00009130101

最高級針

鍼尖から鍼体まで、手作りによるバフ(鏡面)仕上げを施している最高級鍼



カナホルダー入



紙包

標準はカナホルダー入になっています。紙包ご希望の方はご指定ください。

※カナホルダーは2寸までとなります。2寸5分～紙包

※納期に時間がかかる場合があります。

太さ		00番	0番	1番	2番	3番	4番	5番	6番	7番	8番	10番	15番	
針長		0.13mm	0.14mm	0.16mm	0.18mm	0.20mm	0.22mm	0.24mm	0.26mm	0.28mm	0.30mm	0.34mm	0.44mm	
5分	15mm	2,750円 (税込 3,025円)												
8分	25mm													
1寸	30mm												4,500円 (税込 4,950円)	
1寸3分	40mm													
1寸6分	50mm													
2寸	60mm													
2寸5分	75mm	3,500円 (税込 3,850円)								5,000円 (税込 5,500円)				
3寸	90mm		4,000円 (税込 4,400円)								5,500円 (税込 6,050円)			
3寸5分	105mm													



前田無痛針管(1本)


商品コード KN-189

クロムメッキ

内孔が深くえぐられ、鍼先が内壁に沿わないよう工夫され、刺入時の痛みを緩解する画期的な管です。(特許品)

太さ: 5mm 内孔: 1.7mm 形状: ラッパ状

5分～2寸6用	650円(税込 715円)
2寸用	950円(税込 1,045円)
2寸5分用	1,100円(税込 1,210円)
3寸用	1,250円(税込 1,375円)



前田六角管(1本)

商品コード KN-181

ステンレス

高圧滅菌の普及により、使用頻度が増しています。

太さ: 4mm 内孔: 1.7mm

5分～8分用	650円(税込 715円)
1寸、3寸用	750円(税込 825円)
2寸用	950円(税込 1,045円)



前田太丸管(1本)

商品コード KN-190

クロムメッキ

太さ: 5mm 内孔: 1.6mm

1寸用	800円(税込 880円)
寸3用	1,000円(税込 1,100円)
寸6用	1,200円(税込 1,320円)

※他、針管はお問い合わせ下さい。

鍼体に触れずに片手そうかんができる



鍼そうかん
ホルダー

商品コード KN-605

7本セット


3,000円(税込3,300円)

商品コード KN-605B

1本

500円(税込550円)

オートクレーブで滅菌消毒の際はリユース側のキャップを外し、逆側の穴を合わせガーゼ等で包んでから、滅菌してください。




鹿皮

商品コード KG-113

1,500円
(税込1,650円)

約12×12cm



針のばし


商品コード KG-111

大
1,500円(税込1,650円)

商品コード KG-110

小
800円(税込880円)

挟む部分にセーム皮使用



パイオネックス

商品コード KN-474

1箱 100本入

2,300円 (税込2,530円)

〔クラスⅡ〕
認証番号 15500BZZ00806000

◆絆創膏には通気性が高いマイクロポアテープを使用。ムレたりかぶれたりすることが少なく、しかもはがれにくく、快適に使用できます。

◆1枚の絆創膏に鍼を樹脂で固定。肌にぴったり密着します。

◆鍼先、絆創膏の粘着面が指先に触れることなく、簡便に貼ることができます。

貼付する部位にシースを付けたまま鍼を置き、上から軽く抑えて刺入します。その後、シースを皮膚に直角に立てて、絆創膏からはがします。

カラーコード	ピンク(D)	ブルー(C)	グリーン(B)	イエロー(A)	オレンジ(E)
針長(mm)	1.5	1.2	0.9	0.6	0.3
線径(mm)	0.20	0.20	0.17	0.15	0.11

※ご注文の際はカラーコードでお申し付けください。

PY-Zero (PY-ゼロ)
商品コード KN-493
1箱 100本入
2,300円 (税込2,530円)
〔クラスⅠ〕 22B1X00006000004

幅広い患者様にも安心
幼児や今まで鍼を怖がっていた患者様にもアップロードでき、施術対象の幅を広げることができます。

サイズ：0.3mm
セリンテープ付接触器

拡大イメージ図
樹脂部
ステンレス

PY-Zero φ9 (PY-ゼロ 9mm)
商品コード KN-493B
1箱 100本入
2,300円 (税込2,530円)
〔クラスⅠ〕 22B1X00006000004

テープ面積を45%カット！
12mm
9mm
貼りにくかった部位に！ さらに小さく目立ちにくい！

チタンパイオネックス
商品コード KN-500
1箱 100本入
4,500円 (税込4,950円)
〔クラスⅡ〕 認証番号 15500BZZ00806000

金属アレルギー患者「待望の円皮鍼」、遂に誕生。
生体適合性に優れていることから、インプラント医療機器にも使用されているチタン合金。金属アレルギーの主な原因とされているニッケルやクロムを含有していません。
※すべての金属アレルギーに対し保証しているわけではありません。
※受注生産のため、約3ヶ月程かかります。

コリスポット
商品コード KN-498
1箱 100本入 (20本入×5箱)
2,800円 (税込3,080円)
〔クラスⅠ〕 22B1X00006000005

拡大イメージ図
テープ
樹脂部
接触部(樹脂)
サイズ 0.5mm
9mm

はりが苦手な方に、抵抗なくご使用いただけます。

小児針 滅菌済み鍼

セイリン小児皮膚針
商品コード KN-451C
1箱 10個入
1,000円 (税込1,100円)
〔クラスⅠ〕 22B1X00006000001
オールプラスチック

セイリン皮内針 NSタイプ
商品コード KN-107NS
1箱 100本入 (1本ずつパック入)
1,800円 (税込1,980円)
〔クラスⅡ〕 認証番号 15700BZZ01813000

管理医療機器
エチレンオキシドガス滅菌済
滅菌済み鍼
セイリン皮内針
SEIRIN SPINEX
Intradermal Needles
NS type

線径(φmm) 呼称 鍼長(mm)

線径(φmm)	呼称	鍼長(mm)			
		3mm	4mm	5mm	6mm
0.12	No.02	○	○		
0.14	No.01			○	○




円皮鍼 (A)

商品コード KN-205

ST (ステンレス製) 50本入

1,250円 (税込1,375円)

〔クラスⅠ〕



円皮鍼 (B)

商品コード KN-207

ST 20本シール付 (1袋)

550円 (税込605円)

〔クラスⅠ〕 15600BZZ00347000

〔注〕ST…ステンレス製



1箱 (10袋入)

(A)・(B) 共通サイズ表

	径	太さ	針
No.6	3.2mm	0.26mm	1.55mm
No.4大	2.85mm	0.22mm	1.55mm
No.4中	2.6mm	0.22mm	1.35mm
No.4小	2.0mm	0.22mm	1.10mm

vinco
ファロス 円皮鍼

商品コード KN-173

1箱 100本入 (10本×10包装)

970円 (税込1,067円)

〔クラスⅡ〕 認証番号 221AGBZX00087000

	鍼長	線径
A	0.9mm	0.18mm
B	1.1mm	0.18mm
C	1.35mm	0.18mm
D	1.6mm	0.20mm



二重テープ構造

鍼を挟み込むように固定

肌に優しいサージカルテープ



皮膚からのアプローチ

1. 顔面神経痛の方に

痛みに貼付すると痛みが緩和した例があります。

2. 治療効果の持続に

患者様の次回来院まで治療効果を持続させます。

3. こもら返りの予防に

承筋などに貼付することで予防効果があります。

4. ぎっくり腰の方に

左の腰に痛みがある場合でも右の腰や脊柱にも貼付すると効果があります。

5. 乗り物酔い止めに

内関に貼付すると、予防に役立ちます。

(鍼の太さ×長さ×磁石外径)
0.22×1.1×5.5mm
布絆 (楕円形) 23×21mm

ユニコバン

商品コード KG-129A

(10本×10シート入)

9,000円 (税込9,900円)

●磁気板内より鍼を出した安心タイプ

●円皮鍼・磁気板・トワイパン10を組み合わせた鍼治療器具

●ジョーレックス包装

(鍼の太さ×長さ×磁石外径)
0.22×1.1×5.5mm
布絆 (楕円形) 23×21mm

ユニコバンS

商品コード KG-130

(10本×10シート入)

9,000円 (税込9,900円)

●S極の磁気板使用

●磁気板内より鍼を出した安心タイプ

●ジョーレックス包装

(鍼の太さ×長さ×磁石外径)
0.22×1.1×5.5mm
布絆 (楕円形) 23×21mm

ユニコバンG

商品コード KG-131

(10本×10シート入)

10,700円 (税込11,770円)

●磁気板内より鍼を出した安心タイプ

●24金メッキ円皮鍼・磁気板とトワイパン10を組み合わせた鍼治療器具

●ジョーレックス包装

(鍼の太さ×長さ×磁石外径)
0.22×1.1×5.5mm
布絆 (楕円形) 23×21mm

ユニコエスピーバン

商品コード KG-132A

10本入

900円 (税込990円)

●磁気板の指圧効果と円皮鍼による鍼治療としての効果が得られます

●ジョーレックス包装

(鍼の太さ×長さ×磁石外径)
0.22×1.1×5.5mm
布絆 (楕円形) 23×21mm

ユニコエスピーバンG

商品コード KG-132B

10本入

1,000円 (税込1,100円)

●磁気板の指圧効果と円皮鍼による鍼治療としての効果が得られます

●エスピーバンGは、円皮鍼に24金メッキを使用しており、なめらかな刺入と治療が可能

●ジョーレックス包装



ユニコ平軸皮内鍼

商品コード KN-177

50本入

1,000円

(税込1,100円)



ユニコリング皮内鍼

商品コード KN-178

50本入

1,000円

(税込1,100円)



ユニコ円皮鍼

商品コード KN-179

50本入


1,000円

(税込1,100円)

	鍼の太さ	長さ
A		3.0mm
B		4.0mm
C	0.16mm	5.0mm
D		6.0mm
E		7.0mm

	鍼の太さ	長さ
A		3.0mm
B		4.0mm
C	0.16mm	5.0mm
D		6.0mm
E		7.0mm

	鍼の太さ	長さ	直径
A			2.0mm
B		1.1mm	
C	0.22mm	1.3mm	
D		1.5mm	
E		2.1mm	



M針 (15mm)

商品コード KN-221B

10本入

1,800円

(税込1,980円)




P針 (15mm)

商品コード KN-221C

10本入

1,800円

(税込1,980円)



MP針 (10mm)

商品コード KN-221

各10本入

1,800円 (税込1,980円)

〔クラスⅠ〕 14600BZZ00067000

小児鍼

粒鍼

アルコール

カミバン

もぐさ

検査測定

滅菌消毒

オイル

マクロ

治療室

ボスター

吸玉

治療器

温熱

健康維持

管理

テレーン

治療補助

トレーニング

健康器具

開業準備

索引



グレー



レッド

※ケースの色が変わる場合がございます。また、色は指定できません。

- 刺鍼の技術の習得と、刺鍼部位の状態を探る感覚を養うための練習機です。
- 人体の組織を想定した4硬度のゲルに刺すことで刺入感覚を習得します。
- 蓋を開ければ直ぐに練習できるコンパクト設計です。

ユニコ 刺鍼練習台Ⅶ型

商品コード KN-617

4,800円 (税込 5,280円)

本体サイズ(約):
幅151mm×
奥行113mm×
高さ45mm

内容物

1. ゲル体×4層 (スチレン樹脂微粉パウダー無毒)
2. 硬質ゴムシート
3. 穴あきシート (2枚)
4. シート・薄紙
5. 発泡ポリエチレンマット (抗菌)



針練習器

商品コード KN-601

5,200円 (税込 5,720円)

初級、中級、上級とに分かれ、深刺し、浅刺しが自由に組み替えられます。また硬結部も4段階に分けられて刺入練習ができるよう工夫されています。

急性の
痛みに




ソマセプト

商品コード KN-496A

L 1箱 100個入

10,000円 (税込 11,000円)



プラスチック製突起
+
固定絆創膏

[クラスⅠ] 22B3X10002000001

カートリッジ (プラスチック台): 29×23mm
製品ディスク: 直径7mm
絆創膏: 17×17mm
マイクロコーン高さ: 150μm

- 関節の痛み、筋肉の凝り・痛みがある方
- ツボを刺激したいが、鍼や灸の利用を躊躇される方
- 通院中の医療機関で自宅療法として使用を勧められた方

腰痛、
肩こりに



ソマレゾン

商品コード KN-497A

L 1箱 100個入

10,000円 (税込 11,000円)



ゴム状樹脂突起
+
固定絆創膏

[クラスⅠ] 22B3X10002000002

カートリッジ (プラスチック台): 29×23mm
製品ディスク: 直径7mm
絆創膏: 17×17mm
マイクロコーン高さ 300μm

- 関節の痛み、筋肉の凝り・痛みがある方
- ツボを刺激したいが、鍼や灸の利用を躊躇される方
- 通院中の医療機関で自宅療法として使用を勧められた方

可動域の
改善に




ソマセプト ミオ

商品コード KN-496D

L 1箱 100個入

10,000円 (税込 11,000円)



プラスチック製突起
+
固定絆創膏

[クラスⅠ] 22B3X10002000006

カートリッジ (プラスチック台): 29×23mm
製品ディスク: 直径11mm
絆創膏: 17×17mm
マイクロコーン高さ 100μm

- 関節の痛み、筋肉の凝り・痛みがある方、
可動域の改善をしたい方

円皮針用絆創膏の特長

円皮針用と表示の絆創膏は裏面に丸く切り込みが入れてあります。予め針をセットしておくと、剥がす時に一緒に針が付いてきますので便利です。

④だ円皮内針用絆創膏

商品コード KN-265

1,200円 (税込 1,320円)

ビニール9×φ7mm (48×10枚)

⑤皮内針用絆創膏

商品コード KN-301

1,200円 (税込 1,320円)


和紙13×13mm (40×10枚)

⑥皮内針用絆創膏

商品コード KN-302

1,200円 (税込 1,320円)

和紙8×8mm (90×10枚)



①円皮針用絆創膏

商品コード KN-263

皮内針用絆創膏

商品コード KN-263B

1,200円 (税込 1,320円)

布製φ14mm (20×10枚入)

②円皮針用絆創膏

商品コード KN-268

皮内針用絆創膏

商品コード KN-268C

1,200円 (税込 1,320円)

布製φ10mm (40×10枚)

③円皮針用絆創膏

商品コード KN-264

皮内針用絆創膏

商品コード KN-264C

1,200円 (税込 1,320円)

ビニールφ10mm (40×10枚)



集毛針〔強〕クローム

商品コード KN-401

3,000円 (税込3,300円)

〔クラスⅠ〕14B2X00009130201

刺激は強い。
タタキ針、瀉針として用いる。
長さ75mm、φ12mm、16本針



集毛針〔弱〕クローム

商品コード KN-402

3,000円 (税込3,300円)

〔クラスⅠ〕14B2X00009130201

刺激は弱い。
補針として用いる。
長さ75mm、φ12mm、16本針



集毛針〔箱入〕〔強・弱両用〕クローム

商品コード KN-404

5,500円 (税込6,050円)

〔クラスⅠ〕14B2X00009130201

補瀉両用
長さ98mm、φ12mm、16本針



集毛針〔強〕ゴールド

商品コード KN-401G

4,400円 (税込4,840円)

〔クラスⅠ〕14B2X00009130202

刺激は強い。
タタキ針、瀉針として用いる。
長さ75mm、φ12mm、16本針



集毛針〔弱〕ゴールド

商品コード KN-402G

4,400円 (税込4,840円)

〔クラスⅠ〕14B2X00009130202

刺激は弱い。
補針として用いる。
長さ75mm、φ12mm、16本針



集毛針〔強・弱両用〕ゴールド

商品コード KN-404G

7,200円 (税込7,920円)

〔クラスⅠ〕14B2X00009130202

金メッキ
長さ98mm、φ12mm、16本針



ビスタッチ

商品コード KN-495A

ピンク

商品コード KN-495B

ブルー

5,000円 (税込5,500円)

直径18mm×高さ89mm
重量28g

外部本体材質：
銀光沢アルマイト製+クロムメッキ


内部金色金属棒：
ステンレス製金メッキ仕上げ

使用方法DVD付



先丸棒が
柔らかな肌に
ソフトタッチ

緊張が続いて顔が硬張ったままという経験はありませんか。そんな時はビスタッチで10回程度、緊張した部分を軽くシャカシャカしてみてください。元のやさしくチャーミングな顔立ちに戻してくれると思います。



補法集毛針

商品コード KN-458

7,000円 (税込7,700円)

〔クラスⅠ〕

50本/バネ付
φ20mm×90mm



梅花針 (九星針)

商品コード KN-430B

4,300円 (税込4,730円)

〔クラスⅠ〕

ステンレス製
長さ185mm、9本針

梅花針 (九星針)

商品コード KN-430

3,800円 (税込4,180円)

〔クラスⅠ〕

アルミ製
長さ185mm、9本針



ホーキ針

商品コード KN-432

長

1,000円 (税込1,100円)

全長70mm (軸40mm+針長30mm)

商品コード KN-433

中

900円 (税込990円)

全長65mm (軸40mm+針長25mm)

商品コード KN-434

短

800円 (税込880円)

全長55mm (軸40mm+針長15mm)

長は弱刺激、短は強刺激




ホーキ針セット (ケース入)

商品コード KN-431

2,600円 (税込2,860円)


小児針、擦過針

**ローラー針 (強)**

商品コード KN-414
クローム
2,000円 (税込2,200円)

商品コード KN-414G
ゴールド
2,850円 (税込3,135円)

擦過針、強刺激
長さ75mm、巾24mm、φ14mm

**ローラー針 (弱)**

商品コード KN-413
クローム
2,000円 (税込2,200円)

商品コード KN-413G
ゴールド
2,850円 (税込3,135円)


擦過針、弱刺激
長さ68mm、巾24mm、φ14mm

**長柄ローラー針
円針付**

商品コード KN-415B
クローム
4,000円 (税込4,400円)

商品コード KN-415BG
ゴールド
5,250円 (税込5,775円)

長さ160mm、巾24mm
φ17mm

**長柄ローラー針
貝利針付**

商品コード KN-413B
クローム
2,800円 (税込3,080円)

商品コード KN-413BG
ゴールド
4,150円 (税込4,565円)

長さ125mm、巾24mm
φ14mm

**ローラー付
集毛針ゴールド**

商品コード KN-417G
〔弱刺激〕
6,600円 (税込7,260円)

商品コード KN-416G
〔強刺激〕
6,600円 (税込7,260円)

〔クラスⅠ〕14B2X00009130302
長さ95mm、巾30mm
φ15mm、金メッキ

**ローラー付
集毛針クローム**

商品コード KN-417
〔弱刺激〕
4,800円 (税込5,280円)

商品コード KN-416
〔強刺激〕
4,800円 (税込5,280円)

〔クラスⅠ〕14B2X00009130301
長さ95mm、巾30mm
φ15mm

**ローラー付き
貝利針**

商品コード KN-415
クローム
3,400円 (税込3,740円)

商品コード KN-415G
ゴールド
4,750円 (税込5,225円)

ローラー針は弱刺激
長さ80mm、
巾30mm、
φ15mm

**ローラー鍼
(ハンドローラー)**

商品コード KN-459
〔弱刺激〕
2,500円 (税込2,750円)

全長68mm
ローラー巾22mm

**ジャンボローラーⅠ**

商品コード KN-419A
白〔弱刺激〕
6,700円 (税込7,370円)

全長110mm ローラー巾43mm
φ20mm

商品コード KN-419B
黒〔強刺激〕
7,200円 (税込7,920円)

全長112mm ローラー巾43mm
φ20mm



バチばり

商品コード KN-425

800円
(税込880円)長さ38mm、瀉針、
掻く・さするバチばり
金メッキ

商品コード KN-425G


1,050円
(税込1,155円)

松葉針

商品コード KN-422

1,200円
(税込1,320円)長さ28mm、擦過針、
補瀉両用松葉針
金メッキ

商品コード KN-422G

1,450円
(税込1,595円)

三角ばり

商品コード KN-424

800円
(税込880円)長さ50mm
補(頭部)、瀉(尖部)三角ばり
金メッキ

商品コード KN-424G

1,050円
(税込1,155円)

長刀針

商品コード KN-426

800円
(税込880円)長さ55mm、
瀉針、補瀉両用長刀針
金メッキ

商品コード KN-426G

1,050円
(税込1,155円)

かきばり

商品コード KN-423

1,000円
(税込1,100円)

長さ38mm、擦過針

かきばり
金メッキ

商品コード KN-423G

1,250円
(税込1,375円)三角
よねやま式

商品コード KN-442

1,700円
(税込1,870円)長さ35mm、
補瀉両用皮膚針、皮膚を尖で軽く
たたいたり、さすったり
して血行促進、リンパ促進
を図る。瀉針、擦過針と
して用いる。

たま型小児針

商品コード KN-428

950円
(税込1,045円)長さ47mm、巾10mm
皮膚針、熊手針とヘラ針
の組み合わせ

ヘラ針

商品コード KN-427

1,200円
(税込1,320円)長さ40mm、巾6mm
皮膚針、皮膚を尖で軽く
たたいたり、さすったり
して血行促進、リンパ促進
を図る。瀉針、擦過針と
して用いる。

くまで針

商品コード KN-480

950円
(税込1,045円)

長さ27mm、巾18mm

米山式 ディスポーザブル

がっさボード

米山式小児針は愛好家が多ことで知られて
おります。この度、ディスポーザブルタイ
プの“米山式がっさボード”を発売するこ
とになりました。衛生面や価格面でメリッ
トも多く、治療院のPRにお使いください。米山式
がっさボード

商品コード KN-490

1箱100入

2,800円 (税込3,080円)

- サイズ：38mm×20mm×
厚さ3mm
- 重さ：約1g
- 材質：PVC
- 個別包装(ブリストアパック)



調気小児鍼

商品コード KN-174A

ステンレス

2,000円
(税込2,200円)

長さ80mm 巾30mm

商品コード KN-174B

金メッキ

4,000円
(税込4,400円)がっさ治療は
「毛細血管のケア」毛細血管の滞り「瘀血」を皮膚
表面に引き上げます。
施術後の痛みも副作用もない安
全な治療法です。

つらい頭痛のある方に

- 片頭痛
- 緊張性頭痛
- 群発性頭痛
- コロナ後遺症の頭痛

がっさプレート
水牛の角

商品コード KG-133A

3,500円 (税込3,850円)

サイズ：6×10cm 重さ40g

※天然素材なので大きさは若干
異なることがあります。

がっさプレート 伊万里

商品コード KG-133B

フラット型 椿

10,000円 (税込11,000円)

商品コード KG-133C

膨らみ型 ブドウ

12,000円 (税込13,200円)


サイズ：5.5cm×11.5cm 重さ62g

※手書きなので柄が若干異なることがあります。

皮膚針

銅イオンの
パワー鍼鍼

※表面に塗工等の処理
はしていません。



銅ポインター（銅製）

商品コード KN-489A

小
2,550円（税込2,805円）

長さ120mm、太さφ5mm、重さ20g

商品コード KN-489B

中
3,200円（税込3,520円）

長さ120mm、太さφ8mm、重さ48g

商品コード KN-489C

大
3,600円（税込3,960円）

長さ120mm、太さφ10mm、重さ74g

銅ポインターの活用術

顔面のお灸はとても気を使います。
銅ポインターを40°程度のお湯に入れて温め、
顔面のツボに当てたりこすったりして刺激をし
ますと、温灸の代わりに使えます。
銅ポインターは2～3分で冷めます。

アレルギーは最小

軽くて丈夫なチタンは
携帯にも便利です。



KNチタン
鍼針（ていしん）

商品コード KN-499

4,000円（税込4,400円）

長さ110mm、φ7mm、重さ18g

KNチタン鍼針の特長

- 金属アレルギーなど起こしやすい患者さまに、
部位を気にせず安心して使えます。
- 軽くて丈夫、サビにくくキズなどが付きにくい。

鍼針

商品コード KN-412

クローム
2,100円
（税込2,310円）

長さ124mm

商品コード KN-412G

ゴールド
2,550円
（税込2,805円）

長さ124mm

商品コード KN-412B

パネのみ
200円（税込220円）



鍼針
ダイオード入

商品コード KN-412DS

8,000円
（税込8,800円）

長さ120mm



小里式鍼針

商品コード KN-457C

純銀
7,800円（税込8,580円）

全長 75mm
※純銀の価格変動により、
表示されている価格は参
考表示にしております。

商品コード KN-457B

金メッキ
1,300円（税込1,430円）

全長 55mm

商品コード KN-457A

真鍮
1,000円（税込1,100円）
全長 55mm



友好小児針

商品コード KN-409

1,200円（税込1,320円）

長さ60mm

小児全般。補針、刺激が柔らかい。
補用



友好太針

商品コード KN-445

2,800円（税込3,080円）

長さ95mm

補針、刺激が柔らかい。耳針法と
して使用できる。



員利針

商品コード KN-406

850円（税込935円）

長さ50mm

小児全般。柄の頭は補針、
尖は瀉針。

員利針ゴールド

商品コード KN-406G

1,200円（税込1,320円）



員利太針

商品コード KN-405

1,200円（税込1,320円）

長さ77mm

頭が大きいために刺激が柔ら
かくなる。

員利太針ゴールド

商品コード KN-405G

1,650円（税込1,815円）



てい鍼管

商品コード KN-191

1,300円（税込1,430円）

全長:L54.0mm（寸3）
両側球体部:φ5.0mm
中間部:φ3.5mm

てい鍼から鍼管に持ち替える手間
を省き、治療点を正確にとらえ
ると同時に、ポイントを外さずそ
のまま刺激することが可能。





メタルフィッシュ

商品コード KN-483

1,600円 (税込 1,760円)

長さ67mm、幅30mm、
擦過針、補瀉両用
材質：真鍮、
クロムメッキ仕上げ
約16g

かわいいお魚の形状
は幼児とお話しながら
楽しく治療ができます。
ストラップを付けられ
アクセサリにもなり
ます。



Mrハーリー

商品コード KN-484

1,600円 (税込 1,760円)

長さ69mm、幅29mm、
擦過針、補瀉両用
材質：真鍮、
クロムメッキ仕上げ
約12g

一見笑っているメタル
のMrハーリーは幼児と
仲良くなるに違いあり
ません。アクセサリ
にもなります。



カナにゃん

商品コード KN-171

2,100円 (税込 2,310円)

サイズ：48mm×35mm×1.5mm
重さ：約14g
スチール製クロムメッキ仕上げ



ぶしやくケンくん

商品コード KN-172

2,100円 (税込 2,310円)

サイズ：50×37mm
重さ：約16g
スチール製クロムメッキ仕上げ



現代皮膚針

商品コード KN-440

10本入
16,000円
(税込 17,600円)

長さ177×幅110×
厚さ35mm

友好小児針
員利針
ホーキ針
松葉針
かき針
三角ばり
長刀針
パチばり
ローラー針
鍍針



小児Kセット

商品コード KN-486

3本入
8,500円
(税込 9,350円)

長さ175×幅90×
厚さ33mm

メタルフィッシュ
ローラー針
Mrハーリー



審美六鍼


商品コード KN-487

6本入
11,500円
(税込 12,650円)

長さ177×幅110×
厚さ35mm



主に美容にセットされたもの
員利鍼 (いんりしん)、員鍼 (えんしん)、鑢鍼 (さんしん)、
鋒鍼 (ほうしん)、鍍針 (ていしん)、鉸鍼 (ひしん)



九鍼標本

商品コード KN-127

12,000円 (税込 13,200円)

- | | | |
|-----|-----|------|
| ①長鍼 | ④鉸鍼 | ⑦鍍鍼 |
| ②大鍼 | ⑤毫鍼 | ⑧鑢鍼 |
| ③鋒鍼 | ⑥圓鍼 | ⑨圓利鍼 |



小児鍼額入り標本


商品コード KN-460

43,000円 (税込 47,300円)

36cm×31cm

- | | |
|---------|------------|
| 三角針 | メタルフィッシュ |
| 長刀針 | 集毛針 |
| 搔針 | 員利太針 |
| ヘラ針 | 員利針 |
| 三角よねやま式 | 友好小児針 |
| パチ針 | 梅花針ST |
| くまで針 | ローラー付き員利太針 |
| 松葉針 | ローラー針 |
| Mrハーリー | チタン鍍針 |

- カナにゃん
ホーキ針長
ホーキ針中
ホーキ針短
木下式皮フ針
鍍針
計24点



鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

カニバン・
ピンセット

灸用品・
灸用品

検査測定

滅菌消毒

オイル・
クリーム

ベッド・
マクラ

治療室
設備

模型・
ボスター

吸玉

治療器

温熱

健康管理

テレーンク
用品

治療補助
用品

トレーニング

健康器具

開業準備

索引

微弱電流の流れ(気の流れ)



DA.stick-5は、金とクロームを同時に使えるスタイルにすることで、考えられる作用を能率的にし、手のひらサイズのコンパクトさで、いつでもどこでも手軽に広範にマッサージができることを目的とした商品です。



肢体の実反応(陽性反応)を寫する作用

電流の流れ：先端から付け根

※実反応とは、興奮状態・痛み・痒み・腫れ・こり



虚反応(陰性反応)を補足する作用

電流の流れ：付け根から先端

※虚反応とは、しびれ・冷え・エネルギーが足りない等

ディーエースティック5

商品コード KN-238

21,000円(税込23,100円)

期待される使用例

- 過剰な体内静電気・電磁波の体外放出
- 生体電流(気血の流れ)の停滞を調整・正常化
- 頭痛・眼精疲労の緩和
- ほうれい線などフェイシャルへのアプローチ
- 痒みの軽減
- 肩こり・筋肉疲労・痛みの緩和

報告された臨床例

- 頭痛・眼精疲労の緩和
- 生体電流の流れを正常化
- 過剰な体内静電気放出を促す
- 入眠障害の緩和
- 張り・コリ・痛みの緩和
- フェイシャルへのアプローチによるほうれい線・たるみの改善
- 交感神経の高まりを抑え、自律神経の安定化

報告のあった使用例

眼精疲労・顔の重み

ヘッドを①の根元に2〜3秒軽く押しあて、↑に向かってなでるようにゆっくり動かす。

2〜3回繰り返す。

②、③に向かって同じ動作を繰り返しながら移動させる。

●スティックが眼球に直接触れないよう、また眉毛下の窪みを押さえずにようにくれぐれもご注意ください。

ほうれい線・たるみ

一番端のスティックを顔の輪郭にあて、↑に向かってすくい上げるように耳の手前までゆっくり動かす。


2〜3回繰り返しながら涙袋の位置まで少しずつ移動させる。(こめかみに向かって)

●スティックが眼球に直接触れないようご注意ください

頭痛・側頭筋のコリ

額の中央から百会に向かってゆっくりと移動させる。最初と最後は2〜3秒ほど軽く押しあてて。同じ要領で耳の上辺り(側頭筋)までゆっくりと移動しながらマッサージを施す。

●百会：頭のてっぺん、左右の耳を結んだ線と眉間を上がった線の交差するところ



側頭筋付近



一極のクローム

+極の金

ディーエースティック・エナジー(ダイオード入)

商品コード KN-235A

商品コード KN-235B

クローム

金

各15,000円(税込16,500円)

ディーエースティックをさらに使いやすくしたモデル

効果報告されている用途

- ツボの探索(取穴法の正確度アップ)
- アトピー性皮膚炎の治療
- 眼精疲労・肩こりの治療
- コリ・痛みの治療
- 筋肉痛・疲労回復
- パソコン使用による電磁波・静電気の滞留による疲労の回復

※2本同時に使用することが出来ます。

金メッキ



クロームメッキ

ディーエースティック(ダイオード入)

商品コード KN-477

15,000円(税込16,500円)

長さ120mm、直径8mm、重量11g 説明書付

マッサージ・疲労回復にも金とクロームの作用で驚きの報告が続々!

刺激治療のためにディーエースティックの作用が、様々な治療・疲労回復にも効果があったとの報告が次々に寄せられています。これはディーエースティックが、体にたまった静電気を放電するためです。肩こり・筋肉疲労・眼精疲労などの症状のある部分にディーエースティックを触れさせるとツボの部分に刺激を感じることがあります。(これは放電による刺激で、体への害はありません)結果、疲労部分や患部に帯電した静電気が空中に放出されたためと思われます。

三稜針(A)

商品コード KN-435

6,500円(税込7,150円)

[クラスI]

長さ87mm、針先調節付

パネのみ

商品コード KN-435C

500円(税込550円)



バネ付き三稜鍼(小)

商品コード KN-435B

5,900円(税込6,490円)

[クラスI]

長さ60mm



フェザー®ブラッドランセット-SP

商品コード KN-481

1箱200枚入

2,600円(税込2,860円)


[クラスII]

全長40mm(針先3mm含む)

■フェザーブラッドランセットSPは、フェザー独自の特殊2段プレス加工により、先端の形状がさらに鋭利になり、よりシャープな切れ味で、スムーズな穿刺切開が可能です。

■ステンレス製、ガンマー線滅菌済、1枚入紙包装です。

突刺抵抗値比較(従来品比)



フェルトを突刺した時の数値です。数値が少ない程切れ味は良くなります。

長田式チクチク療法

オリジナル用品
専用アイテム



長田式デルマトーム人形

商品コード KP-284
21,000円 (税込23,100円)

サイズ：高さ約50cm 材質：合成樹脂、中国製
人形背面の痛圧刺激ポイントは経穴（ツボ）ではなく、独自の痛圧刺激ポイント表示をしています。 解説書付



(長田式) チクチクバンバン

商品コード KG-125
5,100円 (税込5,610円)

アレルギー軽減のチタン製
長さ110mm φ8mm 幅9mm

- 手に絶妙にフィットするバランス感覚。
- 金属アレルギーの方にも安心して使えるチタン製。
- 金属加工世界トップクラスの技術。



長田式器具

商品コード KG-124
2,500円 (税込2,750円)

ステンレス製、長さ：128mm



(書籍) 自分で出来る チクチク療法

商品コード 805-043
1,300円 (税込1,430円)



(書籍) チクチク療法の臨床

商品コード 805-044
3,000円 (税込3,300円)

コリに効くのは 当たり前

結論、貼るだけ。
指で押して、気持ちいい所に貼るだけ！

どうして効くの？

通常 圧力が分散
本製品 5kg/cm² 効果倍増！

誰でも簡単に貼ることができる利便性が人気のプチバン。首や肩、指で押して気持ちいい箇所に貼ってみてください。これまでとは違う圧迫効果で、コリ・筋肉疲労を軽減します。



手足の疲れや腰、首、肩の疲労の軽減。ツライ症状を緩和！



貼るだけで、簡単にセルフケア！



先端部分5kg/cm²で、全身のコリをやらける。

圧指プチバン

商品コード KG-127
1箱60粒
2,000円 (税込2,200円)

〔クラスⅠ〕27B2X00095000001

材質：ステンレス
原産国：日本



こんなあなたにオススメです

- ✓ 美容鍼をやってみたけれど痛そう
- ✓ 急な予定でエステに行く時間はない
- ✓ エステに通うにはお金がかかる

1回約
20分
※貼って放置するだけ

刺さない美容鍼

1回20分貼るだけのフェイスクア。特徴的な突起がお顔のツボと筋肉の深層へアプローチすることで、目元・口元スッキリ！ 鍼を刺さずに貼るだけで、簡単に自宅でエステが体験できます。

KOHARICH

商品コード KG-126
1箱90粒
5,000円 (税込5,500円)

〔クラスⅠ〕27B2X00095000001

材質：ステンレス
原産国：日本



ロイヤルトップ®

商品コード KN-506
1箱300粒入
3,900円 (税込4,290円)

〔クラスⅠ〕

ステンレス製円盤の直径4mm



ロイヤルトップは皮膚に効果的な圧力が加えられるように中央突起円盤加工されています。貼るだけで先端部には5kg/cm²の指圧効果があります。



肩・首のこりに
顔を下に向け、首の付け根（肩寄り）付近の一番出ている骨（第七頸椎）を探します。人差し指を先程の骨の上に重ねます。骨からまっすぐ頭に向かい指三本分進んだ部分（第五頸椎と第四頸椎の間）にプチバンを貼ります。

小さなステンレス粒に3つの特長！

特長

① 誰でも簡単！安心！貼るだけです。

厚生労働省認可商品である「ロイヤルトップ®」は鍼ではありませんので、何らの資格も要りません。患者さんにも、不安感や恐怖感等を与えることなくご使用いただくと共に、形状が小さい（直径4mm）ので、指先や耳・目の周りにも容易に安心して貼っていただくことができます。

特長

③ 世界でも奇跡の凸部として大好評！

世界各国の人々や医療機関で使用されています。


特長 ロイヤルトップは皮膚に効果的な指圧が加えられるように形状が工夫されています。

先端部で5kg/cm²の指圧効果




丸みを帯びた先端が5kg/cm²の指圧効果をくび・肩・腰のコリに微量の刺激を与え続け、置鍼と同様の効果が得られます。

慢性的な肩のこりに
（四十肩・五十肩など）



臑瘻（じゅゆ）：
腕を下ろした時にできるシワを上にとり肩の骨とぶつかる手前の凹むところ



腰痛に



腎瘻（じんゆ）：
へそ真後ろから左右外側に指2本分のところ
志室（ししつ）：
へそ真後ろで背骨から左右に指3本のところ
大腸瘻（たいちようゆ）：
ウエストベルトの（腰）に手を当てた高さで背骨から指2本分外側のところ

小児鍼

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール
ピンセット

カミヤ
ピンセット

もぐさ
灸用品

検査測定

滅菌消毒

オイル
クリーム

ベッド
マクラ

治療室
設備

ボスター
模型

吸玉

治療器

温熱

健康管理
維持

テレーンク
用品

治療補助
用品

トレーニング

健康器具

開業準備

索引

マグレインは特殊金属粒子をバンソウコウに固定したもので、治療点(ツボ)に貼るとハリや灸と同様の作用をします。

【効能】頸・肩・腰のこり、こりからくる頸・肩の痛みの緩解。



マグレイン お試しセット赤

商品コード KN-175B

1,600円
(税込1,760円)

お試しセット内容

円錐粒……………10粒
クリア金……………60粒
チタンクリア……………60粒
N……………80粒

ツボについての小冊子
「皮膚刺激治療」付き

マグレインチタンビーズ アクリル絆

商品コード KN-524A

200粒入
2,000円(税込2,200円)

商品コード KN-524C

2000粒入
14,000円(税込15,400円)



〔クラスⅠ〕
φ1.0mm

アクリル系接着剤を使った製品です。皮膚がかぶれやすい等、過敏な方にお勧めです。
※チタンはイオン化作用により、金属アレルギーを起こしやすい方でも安全です。


マグレインN(銀粒)

商品コード KN-511

300粒入
2,000円(税込2,200円)

商品コード KN-512

3000粒入
14,000円(税込15,400円)



〔クラスⅠ〕
φ1.0mm


マグレインN(金粒)

商品コード KN-511G

300粒入
2,300円(税込2,530円)

商品コード KN-512G

3000粒入
16,000円(税込17,600円)



〔クラスⅠ〕
φ1.0mm


マグレインクリア(銀粒)

商品コード KN-515

240粒入
2,000円(税込2,200円)

商品コード KN-516

2400粒入
14,000円(税込15,400円)



〔クラスⅠ〕
φ1.0mm


マグレインクリア(金粒)

商品コード KN-515G

240粒入
2,300円(税込2,530円)

商品コード KN-516G

2400粒入
16,000円(税込17,600円)



〔クラスⅠ〕
φ1.0mm

マグレインチタンビーズ クリア

商品コード KN-524B

200粒入
2,000円(税込2,200円)

商品コード KN-524D

2000粒入
14,000円(税込15,400円)



〔クラスⅠ〕
φ1.0mm

チタン球をクリアー(透明)テープにセットした製品、透明なためツボの位置が正確に判断できます。
※チタンはイオン化作用により、金属アレルギーを起こしやすい方でも安全です。

マグレイン円錐粒

商品コード KN-533

75粒入
2,100円(税込2,310円)


商品コード KN-534

750粒入
14,600円(税込16,060円)



〔クラスⅠ〕
φ2.0mm

強力タイプ



シルバーマグS 理療用

商品コード KN-183A

300粒入
1,280円(税込1,408円)

シルバーマグG(ゴールド) 理療用


商品コード KN-183B

300粒入
1,440円(税込1,584円)

サイズ：粒1.2mm

シルバーマグS理療用 シルバーマグG理療用



褐色の絆創膏の中央に金属粒を固定
コリや痛みのある局所(つぼ)に貼付すると持続的に刺激を与えて鍼や灸と同様の作用をします。
耳ツボ用にもお使いいただけます。



銅球

商品コード KN-522C

1箱300粒入
φ1.2mm
1,480円
(税込1,628円)



亜鉛球

商品コード KN-522D

1箱300粒入
φ1.2mm
1,250円
(税込1,375円)



エスティア (耳つぼジュエリー)

商品コード KG-134A

ss9(2.7mm) 1シート10粒入

商品コード KG-134B


ss12(3.2mm) 1シート10粒入

各3,500円(税込3,850円)

(例)肩こりに対応した貼り方

エスティアとは、14面カットで輝き続ける最高級クリスタルガラス「SWAROVSKI(スワロフスキー)」とイオン作用と皮膚刺激による「耳つぼ(24金の粒を使用)」を融合させた耳つぼジュエリーのこと、耳つぼに美容(エステ)作用があることから Esthe(エステ) + Ear(耳) → ESTHEAR(エスティア) といいます。

エスティア分解図



カラー

ジュエリーの色は9色ご用意しています。



ガラス粒

商品コード KN-530

3,000円(税込3,300円)

直径約1.0~1.5mm
80g入(約10,000粒) 透明ガラス球



筋肉・関節の

コリの緩解 (コリの緩和)
コリを緩める、ほぐす

肌への刺激が少なくかぶれにくい。

剥がれにくい優れた粘着力で
長時間使用できます。


72
時間持続
(3日間)

新発想・新技術

マイクロリカバリーパッチとは


マイクロリカバリーパッチは、水に溶けると
電気を発生させる2種類以上の金属の特性を利用し
独自の技術でパッチにしました。

イメージ



電解質に水を加えると電荷が (-) 電極に移動して
(+) 電極から (-) 電極に流れます。

形状・構造



本体 (直径30mm/接触粒直径7mm/質量1g)
粘着テープ: ポリエチレン+レーヨン
保護材 (不織布): 綿



業務用

マイクロリカバリー パッチ

商品コード KN-128

1箱20枚入り

4,000円 (税込4,400円)

商品コード KN-128B

業務用200枚 (20枚入り×10袋)

36,000円 (税込39,600円)

〔クラスI〕11B1X10028MR0001

寸法: φ30mm±5%

質量: 1g

放出電流量: 最大500μA

※使用時間経過や使用状況などによって、
放出電流量は多少異なります。

使用時間: 72時間

その他: 皮膚一時刺激性試験済

使用粘着剤無毒性試験済

同根品: ミニボトル1個



手を洗う時・シャワーを
浴びる時も貼ったまま



スポーツをする時



約72時間使用可能・
局所部位の集中ケア



ファイテン パワーテープ

商品コード KN-306

70マーク入り

700円 (税込770円)

◀ 70マーク入り

▼ 1000マーク入り



ファイテン パワーテープ X30

商品コード KN-532

50マーク入り

1,000円 (税込1,100円)

さらに
パワーUP!

通常の約30倍の濃度で
アクアチタンを含浸した
「パワーテープ」のパワー
アップバージョン

チタンを粘着面にコーティングした
ボディーテープ

チタンパワーが あなたを変える。

注目の素材「チタン」とは…

重金属チタンは、人間の体になじむと言われ、
その効能が注目されている素材です。チタン
テープは生体波動の乱れを整え、生体の電気エ
ネルギーの流れを良くし、心身をリラックスさ
せます。また、潜在能力や自然治癒力の向上を
図ると考えられており、スポーツをする人の運
動能力、持久力の向上、疲労回復を図ります。


血行促進

疲労回復

運動能力向上

肩こり・腰痛

- 心身をリラックスさせます。
- スポーツをする能力・持久力のサポート
を図ります。



120パッチ入



360パッチ入



108パッチ入



324パッチ入

コスモチタンテープ

商品コード KN-003A

120P

1,000円
(税込1,100円)

商品コード KN-003B

360P

2,700円
(税込2,970円)

コスモチタンテープ 温感タイプ

商品コード KN-010A

108P

1,000円
(税込1,100円)

商品コード KN-010B

324P

2,700円
(税込2,970円)




消費量が多い時に最適

外皮消毒薬 サラヤ アルコール含浸綿

商品コード KF-260 200 (200枚入) **450円** (税込495円)
商品コード KF-265 100 (100枚入) **310円** (税込341円)

200枚、脱脂綿(4cm×4cm)48g、消毒液250mL
100枚、脱脂綿(4cm×4cm)24g、消毒液125mL



携帯に便利な1枚包装

外皮消毒薬 サラヤ アルコール含浸綿100

商品コード KF-272 (アルミパック1枚包装100枚入) **680円** (税込748円)

100枚/1枚包装、脱脂綿(3.7cm×8cm2折)0.2g、消毒液1.2mL

外皮消毒薬 サラヤ アルコール含浸綿E 400入徳用

商品コード KF-297 (アルミパック1枚包装400枚入) **2,000円** (税込2,200円)

400枚/1枚包装、脱脂綿(3.7cm×8cm2折)0.2g、消毒液1.2mL

医薬部外品 **サツとひと拭き。**
そのまま使える外皮消毒剤
使いやすく、経済的なアルコール含浸綿

1. 経済的

消毒用エタノールと同等の殺菌効果で、酒税加算額が課せられていないため、経済的です。

2. 衛生的

使いきり包装なので、消毒薬の繰り返し使用による汚染を防ぎます。

3. 簡単

調整の手間がかからず、万能つぼの消毒・滅菌も不要です。

4. 毛羽立ちが少ない

ウォータージェット処理による、毛羽立ちの少ない脱脂綿を使用しています。



往診用

外皮消毒剤 エスクリンα ONE

商品コード KF-268 (1枚入×200包) **1,458円** (税込1,604円)

●薬液量/包/個: 0.8mL
●薬液量(脱脂綿1gあたり): 4.0mL
●製品重量: 320g ●1梱重量: 8,250g



院内用

外皮消毒剤 エスクリンα 100

商品コード KF-269 (104枚入) **360円** (税込396円)

●薬液量/包/個: 83.2mL
●薬液量(脱脂綿1gあたり): 4.2mL
●製品重量: 105g ●1梱重量: 11,100g

医薬部外品

使いやすい
カットシート。

80%エタノールを
含浸した外皮消毒剤

- 取り出してすぐに消毒
- やさしい拭き取り効果
- 手間・時間を削減
- 国内生産



ワンショットプラス ヘキシジン0.2 (滅菌済)

商品コード 801153N 60包 **800円** (税込880円)

[クラスI] 22200APX00632000
医薬品



- 4cm×8cm2折 滅菌済
- 0.2%クロルヘキシジ
ングルコン酸塩液



カットメン

商品コード KF-212N 4x4cm 500g **1,900円** (税込2,090円)

医療脱脂綿を
適宜の大きさに
カットしました



日本薬局方脱脂綿
医薬品ではありません。

ソフラテトラメン (カット綿) 500g

商品コード 802-028 4cm×4cm **2,000円** (税込2,200円)
商品コード 802-028C 3cm×3cm **2,050円** (税込2,255円)

商品コード 802-028B 5cm×5cm **1,950円** (税込2,145円)



脱脂綿

商品コード KF-211 500g **1,800円** (税込1,980円)

医薬品ではありません。



感染性廃棄物 回収容器

サラヤ針捨てBOX

商品コード KN-616

500円 (税込550円)

1L W109mm×D113mm×H135mm

針や鋭利物を取り扱う医療従事者のために、CDC(米国疾病管理予防センター)のNIOSHが求める機能性・アクセスの容易さ・視認性・便宜性が考慮された、針刺し切創防止用の廃棄容器です。

ルアースリップ式注射器、ルアーロック式注射器、ペン型注射器対応。

※容器のみの販売、回収は専門業者に依頼ください。



日本人の皮膚にあわせてムレにくさ、かぶれにくさを追求して開発した日本製医療用テープ。手で簡単にカットできる利便性商品

トランスポーア〔白色〕

商品コード	サイズ	入数	税抜(税込)
KN-271	12.5mm×9.1m	1巻	200円(220円)
KN-271B	12.5mm×9.1m	24巻	4,000円(4,400円)
KN-271D	25mm×9.1m	1巻	400円(440円)
KN-271C	25mm×9.1m	12巻	4,000円(4,400円)



通気性抜群、肌色なので目立ちません。和紙タイプ

マイクロポーア〔スキントーン〕

商品コード	サイズ	入数	税抜(税込)
KN-272	12.5mm×9.1m	1巻	250円(275円)
KN-272B	12.5mm×9.1m	24巻	6,000円(6,600円)
KN-272D	25mm×9.1m	1巻	500円(550円)
KN-272C	25mm×9.1m	12巻	6,000円(6,600円)



サイズ、材質ともに〔スキントーン〕と同じです。和紙タイプ

マイクロポーア〔白色〕

商品コード	サイズ	入数	税抜(税込)
KN-273	12.5mm×9.1m	1巻	165円(182円)
KN-273B	12.5mm×9.1m	24巻	3,800円(4,180円)



日本人の皮膚にあわせてムレにくさ、かぶれにくさを追求して開発した日本製医療用テープ。手で簡単にカットできる利便性商品

スキナゲート

商品コード	サイズ	1箱	税抜(税込)
KN-547A	SG12 12mm×7m	24巻	取扱中止
KN-547B	SG25 25mm×7m	12巻	
KN-547C	SG50 50mm×7m	6巻	



「高固定」と「皮膚へのやさしさ」を両立した粘着性伸縮包帯。しっかりと固定したい部位や、ドレーンチューブ等の固定に。

スキナゲートガチット ホワイト

商品コード	サイズ	1箱	税抜(税込)
KN-550A	12mm×5m	24巻	取扱中止
KN-550B	25mm×5m	12巻	
KN-550C	38mm×5m	8巻	
KN-550D	50mm×5m	6巻	
KN-550E	75mm×5m	4巻	
KN-550F	100mm×5m	3巻	



スキナゲートガチットの目立ちにくいページタイプ。しっかりと固定したい部位や、ドレーンチューブ等の固定に。

スキナゲートガチット ベージュ

商品コード	サイズ	1箱	税抜(税込)
KN-549A	25mm×5m	12巻	取扱中止
KN-549B	38mm×5m	8巻	
KN-549C	50mm×5m	6巻	
KN-549D	75mm×5m	4巻	
KN-549E	100mm×5m	3巻	



ダイヤカット微小孔つき半透明テープ

キープポア

商品コード	サイズ	1箱	税抜(税込)
KN-340A	12mm×9m	24巻	取扱中止
KN-340B	18mm×9m	18巻	
KN-340C	25mm×9m	12巻	
KN-340D	50mm×9m	6巻	



目立ちにくい色調で紫外線をカットする。

サージカルテープ・ハダ

商品コード	サイズ	1箱	税抜(税込)
KN-338A	12mm×9m	24巻	取扱中止
KN-338B	25mm×9m	12巻	



通気性、透湿性にムレ、カブレが少なく高い粘着性がある。

サージカルテープ・21N

商品コード	サイズ	1箱	税抜(税込)
KN-339A	12mm×9m	24巻	取扱中止
KN-339B	18mm×9m	18巻	
KN-339C	25mm×9m	12巻	
KN-339D	50mm×9m	6巻	
KN-339E	75mm×9m	4巻	



サージカルテープ


商品コード	サイズ	1箱	税抜(税込)
KN-334C	12mm×9m (24巻入)	24巻	各 3,600円(税込3,960円)
KN-334B	24mm×9m (12巻入)	12巻	

レーヨン不織布



キープシルク

商品コード	サイズ	1箱	税抜(税込)
KN-337	12mm×9m (1巻)	1巻	300円(税込330円)
KN-337B	12mm×9m (24巻入)	24巻	取扱中止



ユートクカミバン

商品コード	サイズ	1箱	税抜(税込)
KN-278	巾9mm×10m (1箱10巻入)	10巻	630円(税込693円)

※1ケース20箱入



ニチバン紙バン

商品コード	サイズ	1箱	税抜(税込)
KN-330	巾9mm×10m (1箱10巻入)	10巻	取扱中止

※1ケース20箱入
巾9mm×10m、和紙防水加工、低刺激性脱脂綿・ガーゼ、シップ剤の固定に



歯科ピンセット

商品コード	サイズ	税抜(税込)
KN-356	16cm	2,840円(税込3,124円)

イボ取りピンセット

商品コード	サイズ	税抜(税込)
KN-361	13cm	7,100円(税込7,810円)



トゲ抜きピンセット

商品コード	サイズ	税抜(税込)
KN-253	12.7cm	2,320円(税込2,552円)

皮内針ピンセット

商品コード	サイズ	税抜(税込)
KN-251	10.5cm	3,000円(税込3,300円)



外科用ピンセット

商品コード	サイズ	税抜(税込)
KN-365	小 13cm	1,640円(税込1,804円)
KN-364	中 15cm	2,160円(税込2,376円)
KN-363	大 18cm	2,620円(税込2,882円)

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

カミバン

灸用品

検査測定

滅菌消毒

オイル

ベッド

治療室

ボスター

吸玉

治療器

温熱

健康維持

テーピング

治療補助

トレーニング

健康器具

開業準備

索引

カナケンもぐさ・線香



▼もぐさ (箱入)
業務用



◀徳用もぐさ (袋入)
業務用

▼小箱もぐさ
教材用・家庭用



もぐさ (箱入) 業務用

箱のサイズ: 21×28×6cm



特選点灸用 もぐさ

商品コード KQ-101

100g 箱入

18,000円 (税込 19,800円)



最上点灸用 もぐさ

商品コード KQ-102

100g 箱入

13,300円 (税込 14,630円)



点灸用 もぐさ

商品コード KQ-103

100g 箱入

11,000円 (税込 12,100円)



間接灸用 もぐさ

商品コード KQ-104

150g 箱入

12,400円 (税込 13,640円)



上質灸頭針用 もぐさ

商品コード KQ-105A

200g 箱入

11,500円 (税込 12,650円)



灸頭針用 もぐさ

商品コード KQ-106A

300g 箱入

7,200円 (税込 7,920円)



小箱もぐさ教材用・家庭用

箱のサイズ: 10×15×3cm



小箱もぐさ 特選点灸用

商品コード KQ-401

11g 入、線香 3本付

2,550円 (税込 2,805円)



小箱もぐさ 最上点灸用

商品コード KQ-402

13g 入、線香 3本付

2,550円 (税込 2,805円)




小箱もぐさ 点灸用

商品コード KQ-403

17g 入、線香 3本付

2,550円 (税込 2,805円)



小箱もぐさ 間接灸用

商品コード KQ-404

25g 入、線香 3本付

2,550円 (税込 2,805円)



小箱もぐさ 上質灸頭針用

商品コード KQ-405

30g 入、線香 3本付

2,550円 (税込 2,805円)



小箱もぐさ 灸頭針用

商品コード KQ-406

40g 入、線香 3本付

2,100円 (税込 2,310円)



徳用もぐさ (袋入) 業務用

袋のサイズ: 27×10.5×約42.5cm



(徳用) 上質灸頭針用 もぐさ

商品コード KQ-105B

1,000g 袋入

50,000円 (税込 55,000円)



(徳用) 灸頭針用 もぐさ

商品コード KQ-106B

1,000g 袋入

19,700円 (税込 21,670円)



温灸用 もぐさ (松)

商品コード KQ-107

1,000g 袋入

10,000円 (税込 11,000円)



温灸用 もぐさ (竹)

商品コード KQ-108

1,000g 袋入

9,200円 (税込 10,120円)



温灸用 もぐさ (梅)

商品コード KQ-109

1,000g 袋入

6,800円 (税込 7,480円)



(徳用) 温灸用 もぐさ (梅)

商品コード KQ-109B

5kg 箱入

27,200円 (税込 29,920円)



灸療用紙筒

商品コード KQ-239


1000個入

3,500円 (税込 3,850円)

φ10×10mm

※1回限り、再利用不可

※接着剤等なし



線香

商品コード KQ-301

6束入

2,020円 (税込 2,222円)

1束 80g 約50~55本×6、
長さ14.5cm 太さφ3.8mm



チャッカマン めくもり

商品コード KQ-458

あずき色

500円 (税込 550円)

W39×D27×H175mm

※ボンベの取り扱いには
ご注意ください。

※分解はしないで下さい。
故障の原因となります。

日本製



温灸純艾條

商品コード KQ-409
1箱 10本入
1,500円 (税込 1,650円)

ロール式
体内の寒湿を排泄し、機能の活力を促進する作用があります。
中国製
直径(約) 16mm×長さ(約) 210mm



KANNA 棒灸フード

商品コード KQ-360
2,500円 (税込 2,750円)

素材：木製
付属品：火消ソボ、
灰落予防ネット付

【フード】高さ 約10.5cm
外径 約3.8～約4.8cm
【柄】約24cm



太乙薬條

商品コード KQ-407
1箱 10本入
2,100円 (税込 2,310円)

日本人向
もぐさを主として、丹参、当归、川芎などの漢方を混合した棒灸。
中国製
直径(約) 17mm×長さ(約) 210mm

※ご使用の際は絵柄の紙をはがしてください。

類似品にご注意ください

弊社で取り扱いの「温灸純艾條・太乙薬條」は「中国醫薬保健品進出公司 湖南分公司」製で品質が保証されている製品です。



大和漢 棒灸

商品コード KQ-448
1箱 10本入
1,380円 (税込 1,518円)
約 17mm×20cm

燃烧時間や燃烧温度にこだわり、バラつきを抑えた棒灸

- 1本当たり燃烧時間：100～120分(風などの環境による)
- 燃烧中 中心温度：約550℃



微煙・微臭タイプ


ねりもぐさ

商品コード KQ-348
1箱 (20本入)
1,800円 (税込 1,980円)

重さ：約7g
長さ：約12.5cm
φ約10mm



- 金属製 ●便利な切込入
- 温灸純艾條向



新火消しつぼ


商品コード KQ-411B
2,000円 (税込 2,200円)
約 φ18.5×36mm 重さ 100g



無煙棒灸

商品コード KQ-361
1箱 5本入
2,500円 (税込 2,750円)

成分：ヨモギの葉、炭化艾
長さ：約20.6cm、φ約1.8cm
●もぐさを炭化状にしたもの。
無煙、微香性の棒灸。
●消火について
消火するときは、先端1cm程
水に浸けて消火して下さい。
(消火を必ず確認)
再使用する場合は、ある程度
乾燥した状態であることを確
認して下さい。



無煙艾条

商品コード KQ-420
5本入
1,900円 (税込 2,090円)

温灸用ねりもぐさ(炭化状)
直径(約) 14mm
長さ(約) 115mm
●煙もなく、匂いも微量。
●あぶり灸として使う。
●熱量があり、ロール状の
もぐさよりも治療時間の
短縮になる。



竹塩陶器セット

商品コード KQ-457A
18,000円 (税込 19,800円)

陶器：日本製(香蘭社製)
竹塩：韓国製



竹塩

商品コード KQ-457B
6,000円 (税込 6,600円)

韓国製
約330g



竹塩専用陶器

商品コード KQ-457C
17,000円 (税込 18,700円)

日本製(香蘭社製)
φ約7.5cm(内側) φ約8.5cm(外側)

※写真はイメージです。

ミネラル豊富なアルカリ性の竹塩

竹塩は約1700年前より韓国の開巖寺の僧侶たちが伝えたという貴重な塩で、一般の塩より酸化還元電位が顕著に高く抗酸化作用が非常に高い塩です。伝統的手法で手間のかかった竹塩を利用し塩灸を行ってみたいいかがでしょうか

- 使用方法 使用目安約15g(2～3壮分使用可能)
- ①小皿に約15g以上の専用塩を1cmほどの厚さに入れた後、臍の上に置く。
 - ②外側の陶磁器で固定するように小皿の外側において安定感を確認する。
 - ③治療の換気を確認した後、上質の艾で円形にしながら、底を500円玉の大きさに、高さ3センチ程度に作り、塩が入っている陶器の真ん中に艾を乗せて安定させ、火をつける。
 - ④患者が熱いと言われた場合は、すばやく外して少し冷やしてから再度臍に乗せる。
- 注意：火をつけた後は、患者様のそばにいてすぐ対応できるようにお願い致します。
- 総灸数は2～3壮にする。



せんねん灸比叡

商品コード KQ-214

300点入

6,000円
(税込6,600円)

灸頭針用切もぐさ



灸頭鍼用粒切りもぐさ (穴有)

商品コード KQ-451A

500粒入 (小)

3,660円 (税込4,026円)

長さ10mm×径10mm

商品コード KQ-451B

500粒入 (大)

4,560円 (税込5,016円)

長さ15mm×径12mm




火龍缶

商品コード KQ-438

3,000円 (税込3,300円)

手柄の長さ10cm
釜フタの直径5.7cm
釜の高さ6cm



温暖 (灸頭鍼用)

商品コード KQ-249A

120個入り

5,200円
(税込5,720円)

炭化艾120コ
灰とリスポーン1本
専用キャップ6コ付

炭化艾

商品コード KQ-249B

480個入り

10,000円
(税込11,000円)

温暖専用キャップ

商品コード KQ-249C

10個入り

1,500円
(税込1,650円)



ラック灸

商品コード KQ-264A

20個入

1,120円
(税込1,232円)

バネ型受け皿20個
炭化艾20個



ラック灸500

商品コード KQ-264B

500個入

11,000円
(税込12,100円)

バネ型受け皿32個
炭化艾500個
保存袋1袋

微煙・微臭の炭化艾 (釜屋もぐさ製) 使用

- バネ型受け皿が炭化艾の落下を防止します。
- バネ型受け皿だから丈の輻射熱をさまたげません。
- 軽量化を実現しました。
- 微煙、微臭の炭化艾で室内をクリーンに保てます。

灸頭鍼はやりたけれど煙と臭いがちょっと…という先生方へ



上晒薬もぐさ (さらしもぐさ)

商品コード KQ-208

1箱

1,173円
(税込1,290円)

約3g
一般向小箱入の
最上もぐさ。



切りもぐさ (中)

商品コード KQ-207B

1箱500仕入

1,173円
(税込1,290円)

大極上品 (特選点灸)。
米粒大に1つ1つ巻
いてあるので点灸用
としてすぐにご利用
できます。



マツウラの漢方軟膏 紫雲膏 (シウンコウ)

商品コード 801-209

20g包装

1,630円 (税込1,793円)

第2類医薬品

ひび・あかぎれ、
しもやけ、
やけどなどに。
漢方の代表的な
外用剤です。



灸点ペン

商品コード KQ-311A

赤

商品コード KQ-311B

黒

各370円 (税込407円)



灸点器

商品コード KQ-310

2,700円 (税込2,970円)

スミツボ付。
バネ式。



メディスティックペン (赤・青セット)

商品コード KQ-445

720円 (税込792円)



灸点スミ

商品コード KQ-313

550円 (税込605円)



チャッカマンぬくもり

商品コード KQ-458

あずき色

500円 (税込550円)

W39×D27×H175mm
たて置きできる便利な
台座付き。

※ボンベの取り扱いに
ご注意ください。

※分解はしないで下さ
い。故障の原因とな
ります。

日本製



長生灸 Non-smoke (ノンスモーク)

商品コード KQ-461B 200 壮入 4,200円 (税込 4,620円)

商品コード KQ-461A 600 壮入 10,600円 (税込 11,660円)

サツと火がつく、煙の出ないお灸。線香でも着火可能！



長生灸 お灸日和フルーツ

商品コード KQ-441A 業務用 1000 壮入 21,300円 (税込 23,430円)

商品コード KQ-441B 小箱 50 壮入 × 6 箱 7,260円 (税込 7,986円)

※ 患者様販売用で 6 箱入りでの販売のみとなります。



柔(やわら)スモークレス

商品コード KQ-359A 高 180 入

商品コード KQ-359B 中 180 入

商品コード KQ-359C 低 180 入

各 5,520円 (税込 6,072円)

せんねん灸

弱 ← 温熱レベル 1 2 3 4 5 → 強



せんねん灸の奇跡 ソフト

商品コード KQ-275A 200 点入 4,400円 (税込 4,840円)

商品コード KQ-275B 50 点入 1,380円 (税込 1,518円)

商品コード KQ-275C 12 点入 500円 (税込 550円)

せんねん灸の奇跡 レギュラー

商品コード KQ-273A 220 点入 4,840円 (税込 5,324円)

商品コード KQ-273B 50 点入 1,380円 (税込 1,518円)

商品コード KQ-273C 12 点入 500円 (税込 550円)

せんねん灸の奇跡 ハード

商品コード KQ-278A 220 点入 4,840円 (税込 5,324円)

商品コード KQ-278B 50 点入 1,380円 (税込 1,518円)



せんねん灸 オフ ソフトきゅう 竹生島

商品コード KQ-211A 70 点函入 1,210円 (税込 1,331円)

商品コード KQ-211B 150 点函入 2,420円 (税込 2,662円)

商品コード KQ-211C 230 点函入 3,630円 (税込 3,993円)

商品コード KQ-211D 340 点函入 4,840円 (税込 5,324円)

商品コード KQ-215B 1,800 点函入 24,200円 (税込 26,620円)

せんねん灸 オフ レギュラーきゅう 伊吹

商品コード KQ-209A 80 点函入 1,210円 (税込 1,331円)

商品コード KQ-209B 170 点函入 2,420円 (税込 2,662円)

商品コード KQ-209C 260 点函入 3,630円 (税込 3,993円)

商品コード KQ-209D 380 点函入 4,840円 (税込 5,324円)

商品コード KQ-215 2,000 点函入 24,200円 (税込 26,620円)



せんねん灸 オフ みそきゅう 湖国

商品コード KQ-213A 70 点入 1,210円 (税込 1,331円)

商品コード KQ-213C 230 点入 3,630円 (税込 3,993円)

商品コード KQ-213B 150 点入 2,420円 (税込 2,662円)

せんねん灸 オフ にんにくきゅう 近江

商品コード KQ-210A 70 点函入 1,210円 (税込 1,331円)

商品コード KQ-210C 230 点函入 3,630円 (税込 3,993円)

商品コード KQ-210B 150 点函入 2,420円 (税込 2,662円)



せんねん灸 レインボー

商品コード KQ-272A 60 点入 1,320円 (税込 1,452円)

商品コード KQ-272B 20 点函入 550円 (税込 605円)

せんねん灸 強力温熱 レギュラー

商品コード KQ-280A 170 点入 2,420円 (税込 2,662円)

商品コード KQ-280B 2000 点入 24,200円 (税込 26,620円)

「せんねん灸 オフ レギュラーきゅう 伊吹」の台座の厚みを薄くして、温熱レベルを上げました。

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

カミバン・ビニール

灸用品

検査測定

滅菌消毒

オイル・クリーム

ベッド・マクラ

治療室設備

模型・ポスター

吸玉

治療器

温熱

健康管理・管理

テーピング用品

治療補助用品

トレーニング

健康器具

開業準備

索引



アイクレイ台座灸 泉

商品コード KQ-356
200個入り
2,000円 (税込2,200円)

商品コード KQ-358
100個入り
1,100円 (税込1,210円)

A	ハード
B	レギュラー
C	マイルド
D	ソフト



アイクレイ台座灸 和

商品コード KQ-357
1,000個入り
10,000円 (税込11,000円)

A	ハード
B	レギュラー
C	マイルド
D	ソフト

アイクレイ 台座灸

- 温熱の持続時間が長い
- 最高温度が安定
- 台座の粘着力が高い
- 他のお灸に比べてやや熱めです



原材料は
100% 無農薬
天然よもぎ



ユニコらくらく灸 ハード (業務用)

商品コード KQ-449A
288荘入 (96荘入×3)
6,900円 (税込7,590円)

- もぐさ直径: 約11mm ● 高さ: 15mm (台座含む)
- 台座: 約20mm×約20mm
- 燃焼時間: 7～8分、設定温度: 59～63度 (※ 室内の温度設定約25℃の場合)



ユニコらくらく灸 レギュラー (業務用)

商品コード KQ-449B
288荘入 (96荘入×3)
6,900円 (税込7,590円)

- もぐさ直径: 約10mm ● 高さ: 15mm (台座含む)
- 台座: 約20mm×約20mm
- 燃焼時間: 7～8分、設定温度: 57～60度 (※ 室内の温度設定約25℃の場合)



ユニコらくらく灸 ソフト (業務用)

商品コード KQ-449C
288荘入 (96荘入×3)
6,900円 (税込7,590円)

- もぐさ直径: 約8mm ● 高さ: 15mm (台座含む)
- 台座: 約20mm×約20mm
- 燃焼時間: 6～7分、設定温度: 49～53度 (※ 室内の温度設定約25℃の場合)

気持ちのよい温度のお灸 カマヤミニ



120個入り

600個入り

2000個入り



カマヤミニ

商品コード KQ-201 120個入り (強) 商品コード KQ-202 120個入り (弱) 商品コード KQ-203 120個入り (ソフト)
各 2,200円 (税込2,420円)

商品コード KQ-201B 600個入り (強) 商品コード KQ-202B 600個入り (弱) 商品コード KQ-203B 600個入り (ソフト)
各 10,500円 (税込11,550円)

商品コード KQ-201C 1箱2000個入り (強) 商品コード KQ-202C 1箱2000個入り (弱) 商品コード KQ-203C 1箱2000個入り (ソフト)
各 29,300円 (税込32,230円)



カマヤミニスモークレス

商品コード KQ-257A 120個入り 2,800円 (税込3,080円)
商品コード KQ-257B 業務用600入 12,000円 (税込13,200円)



カマヤペット (フード付)

商品コード KQ-205
7,800円 (税込8,580円)
〔クラスII / 一般〕(55B第76号)
ペット5本、フード、火消し缶付

カマヤペット スプアー (6本)


商品コード KQ-206
6,200円 (税込6,820円)



カマヤミニFIT

商品コード KQ-267
120個入り
2,950円 (税込3,245円)

シールタイプ



達磨 (だるま)

商品コード KQ-250A

強 600入

商品コード KQ-250B

弱 600入

商品コード KQ-250C

マイルド 600入

商品コード KQ-250D

ソフト 600入

各8,970円 (税込9,867円)

ソフト	マイルド	弱	強
約 41～43℃	約 43～45℃	約 45～47℃	約 47～49℃
直径 9mm	直径 10mm	直径 10.5mm	直径 10.5mm
高さ 14.5mm	高さ 13mm	高さ 12mm	高さ 11.5mm

筒底のノリに水を付けて使います。
熱さは4タイプ。部位や体質により使いわけください。

紙筒型ミニ灸



達磨 スーパータックル

商品コード KQ-259A

強 600入

商品コード KQ-259B

弱 600入

商品コード KQ-259C

マイルド 600入

商品コード KQ-259D

ソフト 600入

各8,970円 (税込9,867円)

ソフト	マイルド	弱	強
約 41～43℃	約 43～45℃	約 45～47℃	約 47～49℃
直径 9mm	直径 10mm	直径 10.5mm	直径 10.5mm
高さ 14.5mm	高さ 13mm	高さ 12mm	高さ 11.5mm

肌への接着はシール式でワンタッチ。(水を使いません)
強さ別の押し出し棒は腕に装置して使います。
皮膚に優しい糊を使用し、粘着力を更に強化！水付け不要！
また、押し出し棒は腕時計型で作業効率を更にアップ！
熱さは4タイプ。部位や体質により使いわけください。

紙筒型ミニ灸



響 (ひびき)

商品コード KQ-251A

強 200入

2,880円 (税込3,168円)

商品コード KQ-251B

弱 200入


2,530円 (税込2,783円)

灸頭鍼用ロール切艾

弱	強
直径 12mm	直径 14mm
高さ 14mm	高さ 15mm

灸頭針用ロール切艾

いわゆる灸頭鍼用モグサ。
燃焼時間の長い強 (約11分) と短い弱 (約9分) の2種類をご用意しました。
※ 燃焼時間は使用環境により前後いたします。
鍼柄用の穴を開けておりますので、スグに鍼柄に設置していただけます。



柔 (やわら)

商品コード KQ-252A

強 200入

商品コード KQ-252B

弱 200入

商品コード KQ-252C

マイルド 200入

商品コード KQ-252D


ソフト 200入

各4,140円 (税込4,554円)

ソフト	マイルド	弱	強
約 41～43℃	約 43～45℃	約 45～47℃	約 47～49℃
直径 5mm	直径 5mm	直径 5mm	直径 6mm
高さ 10mm	高さ 10mm	高さ 10mm	高さ 10mm

※ 台座の厚みで温度をコントロールします。

台座式ミニ灸



極 (きわみ)

商品コード KQ-268A

強 180入

商品コード KQ-268B

弱 180入

商品コード KQ-268C

マイルド 180入

商品コード KQ-268D

ソフト 180入

各3,110円 (税込3,421円)

ソフト	マイルド	弱	強
約 41～43℃	約 43～45℃	約 45～47℃	約 47～49℃
直径 5mm	直径 5mm	直径 5mm	直径 6mm
高さ 10mm	高さ 10mm	高さ 10mm	高さ 10mm

※ 台座の厚みで温度をコントロールします。

ロングセラーの柔 (やわら) の姉妹品。
柔の特長をそのまま継承し生産コストを極限まで抑えた新商品。

台座式ミニ灸

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

ピカミバン・
ピルセット

灸用品・
もぐさ

検査・測定

滅菌・消毒

オイル・
クリーム

ベッド・
マクラ

治療室
設備

ボス・
モデル

吸玉

治療器

温熱

健康維持・
管理

テーピング
用品

治療補助
用品

トレーニング

健康器具

開業準備

索引



長生灸 ライト

商品コード KQ-261A
1000 仕入
13,310円
(税込 14,641円)

商品コード KQ-261B
200 仕入
3,150円
(税込 3,465円)



長生灸 ハード

商品コード KQ-262A
1000 仕入
13,310円
(税込 14,641円)

商品コード KQ-262B
200 仕入
3,150円
(税込 3,465円)



長生灸 レギュラー

商品コード KQ-224
1000 仕入
13,310円
(税込 14,641円)

商品コード KQ-224B
200 仕入
3,150円
(税込 3,465円)




長生灸 ソフト

商品コード KQ-446A
1000 仕入
13,310円
(税込 14,641円)

商品コード KQ-446B
200 仕入
3,150円
(税込 3,465円)

長生灸 温度のめやす

お灸が初めての方にはライトかソフトをおすすめします。温度の感じ方は人それぞれですので、低温のタイプでの感じ方を基準に適切なお灸を選んでください。



つば灸 NEO NEXT

商品コード KQ-435A
600 入 レギュラー
商品コード KQ-437A
600 入 マイルド
各 **11,090円**
(税込 12,199円)

商品コード KQ-435B
120 入 レギュラー
商品コード KQ-437B
120 入 マイルド
各 **2,240円**
(税込 2,464円)

熱すぎず、柔らかな温熱が心地よい新しいお灸です。
●水で濡らさずそのまま施灸(シールタイプ)
●押し出し棒不要、片手で取って貼るだけ
※底面に粘着シートがあり、台座からはがせばすぐ使えます。



長安 NEO DX

商品コード KQ-260A
600 入 レギュラー
商品コード KQ-266A
600 入 マイルド
各 **6,620円**
(税込 7,282円)

商品コード KQ-260B
120 入 レギュラー
商品コード KQ-266B
120 入 マイルド
各 **1,760円**
(税込 1,936円)

●水で濡らさずそのまま施灸



調熱絆

商品コード KQ-263
12 シート入り
(1シート11枚添付)
420円 (税込 462円)

長生灸専用。熱源と肌の距離を調節し、熱の伝わり方を変えることで、熱さを調節することができます。内側の円を残したり取り除いたりして、温度を2段階調節することができます。



灸点紙 (灸熱緩和紙)

商品コード KQ-314
1 箱 (1シート20面×10シート)
800円 (税込 880円)



函入り線香付 もぐさ

商品コード KQ-281
7g
800円 (税込 880円)

一般家庭用「点灸もぐさ」。初心者でもひねりやすく、すえやすい。点火しやすいお灸専用線香付きで便利。



最高級もぐさ

最上点灸用もぐさは点灸用の中で最高級の物です。

灸頭針用もぐさ

商品コード KQ-450
7g
1,170円 (税込 1,287円)

最上点灸用もぐさ

商品コード KQ-276
5g
1,350円 (税込 1,485円)



線香付小箱

高級もぐさ線香入

赤箱 日本一黄金山

商品コード KQ-443
10g
2,560円 (税込 2,816円)

「日本一黄金山」は精製度が高く、淡い黄金色で独特の高い香気を含んでいます。



KANAROLLER灸 (本体)

商品コード KQ-362

3,800円 (税込4,180円)

長さ 約15cm、φ 約4cm、重さ 約139g

使用方法

- ①キャップを外します。
- 切り艾を②へ差し込みます。
- 切り艾に火をつけ、①キャップを取り付けます。
- ③布カバーをかぶせます。
- 身体の上で本体を転がして下さい。

ご注意

熱く感じる場合は、手ぬぐいなどを身体の上に置いて転がして下さい。
転がさずに放置すると、高温になる場合がありますので、ご注意下さい。

灸頭針用切もぐさ


商品コード KQ-363

200入り

1,800円
(税込1,980円)

長さ 約1.5cm
φ 約1.3cm
燃焼時間 約15分

KANAROLLER灸での使用例



irodori 温灸ローラー

商品コード KQ-349

(M) 1本

2,700円 (税込2,970円)

商品コード KQ-350

(S) 1本

2,400円 (税込2,640円)

温灸 × 押圧の効果で筋肉・経絡にアプローチ！！

火をつけた棒灸を本体にセットしコロコロと転がすだけで 温熱&押圧のダブル刺激がこれまでになかった癒し効果を実現します。

(手ぬぐい、ブラシ付)



irodori 炭化棒灸

商品コード KQ-349B

(M) 12本入

1,800円 (税込1,980円)

サイズ：直径7mm×長さ12cm
燃焼時間 (1本が燃えきる時間)：約80分
※irodori 温灸ローラー (M) 用

商品コード KQ-350B

(S) 25本入

2,100円 (税込2,310円)

サイズ：直径4mm×長さ12cm
燃焼時間 (1本が燃えきる時間)：約40分
※irodori 温灸ローラー (S) 用

クセのある匂いと大量の煙がネックとなり、棒灸を治療メニューに組み込めない？そんな棒灸特有の匂いと煙に真剣に向き合った商品が、irodori 炭化棒灸です。



もぐさんの箱きゅう

商品コード KQ-452A

11,000円 (税込12,100円)

セット内容

- 箱きゅう本体
- 専用炭化もぐさ 50粒入り袋
- もぐさん刺繍入りタオル (触感の良いガーゼ生地使用)
- 炭化もぐさ専用ピンセット
- 連結用磁石ボール

メッシュかご



箱きゅう本体
高さ100mm
幅110mm
約300g

こだわりポイント 20分間のほどよい温熱

専用熱源の炭化もぐさを使用することで、臭い・煙に悩まされずに使用できる箱灸です。本体は国産のひのき材を使用した、あたたかみのある丁寧な作り。20分間の施灸時間で施術にも取り入れやすく、ここちよい温熱で患者さんに喜んでいただけるよう、設計にこだわりました。灰の捨てやすいメッシュかごで連結機能など、使いやすさにも配慮しています。

※ご使用時は必ずタオルや手ぬぐいを敷いてお使いください。



もぐさんの箱きゅう用 専用炭化もぐさ

商品コード KQ-452B

100粒入り

6,600円 (税込7,260円)

こだわりポイント 専用炭化もぐさ

燃焼時に煙・ニオイが出ない


「もぐさんの箱きゅう」に付属している「専用炭化もぐさ」の最大の特徴は、燃焼時に煙・ニオイが出ないこと。火をつけた瞬間から、燃え尽きるまで、煙やニオイを出すことはありません。

驚きの火付きの良さ

100%もぐさのみを原料とした炭化もぐさを開発しました。

計算された施灸温度・時間

施灸時間は温灸施術として取り入れやすい20分間を目安にしています。



枅おんきゅう 枅

商品コード KQ-417

9,800円 (税込10,780円)

- 檜製内面石膏板付 腹部・背部用温灸補助具
- サイズ：縦14.2×横14.2×高さ10.5cm
- ※枅が熱くならないよう内面に石膏板施行
- ※もぐさを置く金網は高さ調整ができます。
- ※枅の底面にスベリ止め加工付
- ※フタの裏面に活性炭セット用蝶ナット付

腰・背中・腹など
安定した患部に置く



(専用もぐさなら約15分間の治療)



枅おんきゅう用 別売品

円形もぐさ

商品コード KQ-417B

8個×12箱 96個入り

6,800円 (税込7,480円)

※上部に着火剤を付けた円形もぐさ
※燃焼時間約15分 (余熱+2分)

活性炭

商品コード KQ-417C

600円 (税込660円)

- 臭い、煙を減少させます。枅おんきゅうの機能が低下してきたら交換します。
- 活性炭不織布包装 (数回まで水洗い乾燥後使用可)
- サイズ：14cm×14cm×厚さ10mm

枅型で脱煙

脱臭付の温灸器

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

ピカミバン
セット

灸用品

検査測定

滅菌消毒

オイル
クリーム

ベッド
マクラ

治療室
設備

ボスター
モデル

吸玉

治療器

温熱

健康管理

テレーシング
用品

治療補助
用品

トレーニング

健康器具

開業準備

索引

はるだけで気持ちよい温熱効果



火を使わないお灸 太陽

商品コード KQ-277A

6個入

700円 (税込 770円)

商品コード KQ-277B

12個入

1,300円 (税込 1,430円)

商品コード KQ-277C

30個入

2,800円 (税込 3,080円)

商品コード KQ-277D

60個入

5,300円 (税込 5,830円)


火を使わずに、はるだけで気持ちよい温熱効果が約3時間。衣服の下にはり、そのまま外出もできる画期的なお灸です。外出時の携帯用として便利な2コ入タイプからお得な大入りタイプまで。



①はがす
上部(凸部)のシールをはがしてください。



②はがす
皮膚面(底部)のシールをはがしてください。



③はがす
患部にはってください。

※上部シールを開封すると発熱を開始します。
※本品は、同じところには一日一回を目安にご使用ください。
※本品の3時間以上の使用はおやめください。

火を使わないお灸 世界 Lサイズ

商品コード KQ-279D

10枚入

3,300円 (税込 3,630円)

サイズ: 縦80mm×横105mm
火を使わずにはるだけで気持ちよい温熱効果が約8時間。広い範囲に最適なLサイズです。
※本品の8時間以上の使用はおやめください。



火を使わないお灸 世界 Mサイズ

商品コード KQ-279A

3枚入

700円 (税込 770円)

商品コード KQ-279B

12枚入

2,400円 (税込 2,640円)

商品コード KQ-279C

24枚入

4,400円 (税込 4,840円)



サイズ: 縦65mm×横78mm
火を使わずに、はるだけで気持ちよい温熱効果が約4時間。衣服の下でも使えるお灸です。肩や腰などに最適なMサイズです。
※本品の4時間以上の使用はおやめください。



皮膚面(裏面)のシールをはがしてください。



患部に直接はってください。



※外袋を開封すると発熱を開始します。
※本品は、同じところには一日一回を目安にご使用ください。

芳しい香りとお灸のコラボレーション

お好きな香りがえらべます



はじめてのお灸 くだもののかほり

商品コード KQ-270A

50点入

1,400円 (税込 1,540円)

商品コード KQ-274A

150点入

3,500円 (税込 3,850円)

くだもののかほり
もぐさの香りにほんのり甘いりんごとレモンの香りをプラスした香りが選べるお灸です。



はじめてのお灸 はなのかほり

商品コード KQ-270B

50点入

1,400円 (税込 1,540円)

商品コード KQ-274B

150点入

3,500円 (税込 3,850円)

はなのかほり
もぐさの香りにやさしいバラとみどりの香りをプラスした香りが選べるお灸です。



はじめてのお灸 緑茶のかほり

商品コード KQ-270C

50点入

1,400円 (税込 1,540円)

商品コード KQ-274C

150点入

3,500円 (税込 3,850円)

緑茶のかほり
もぐさの香りに摘みたて緑茶の香りをプラスした香りが選べるお灸です。



はじめてのお灸 香木のかほり

商品コード KQ-270D

50点入

1,400円 (税込 1,540円)

商品コード KQ-274D

150点入

3,500円 (税込 3,850円)

香木のかほり
もぐさの香りに、ゆかしい白檀・桂皮・丁香をプラスした気品高い香りです。お灸のあとの残り香も印象的なお灸です。

4つの香りをいろいろ楽しみたい方へ



はじめてのお灸 4つのかほり

商品コード KQ-271

各25点入

3,000円 (税込 3,300円)

はな、くだもの、香木、緑茶の香りをセット。
その日の気分で香りが選べるお灸です。



せんねん灸 アロマきゅう

商品コード KQ-269A

60点入

1,600円 (税込 1,760円)

商品コード KQ-269B

20点入

800円 (税込 880円)

間接灸（台座・紙管・他）の温熱目安表

※ 体感温度には個人差があります。表の示す温度は目安としてご参照ください。

温熱		45℃	50℃	55℃	60℃
せんねん灸	約41～42℃	はじめてのお灸 4つのかほり ▶ P38	せんねん灸の 奇跡 レギュラー ▶ P33	せんねん灸 オフ みそきゅう 湖国 ▶ P33	せんねん灸 オフ にんにくきゅう 近江 ▶ P33
	約43℃	せんねん灸の 奇跡 ソフト ▶ P33	せんねん灸 オフ レギュラー きゅう 伊吹 ▶ P33		
	約41℃	レインボー ▶ P33	せんねん灸 オフ ソフト きゅう 竹生島 ▶ P33		
	約43℃				
	約46℃				
	約49℃				
	約52℃				
	約44℃	アロマきゅう ▶ P38	せんねん灸火を 使わないお灸 太陽 ▶ P38	せんねん灸火を 使わないお灸 世界 M ▶ P38	
	約40～50℃				
山正	約40～46℃	長生灸 ソフト ▶ P33	つば灸 NEO NEXT マイルド ▶ P36	つば灸 NEO NEXT レギュラー ▶ P36	長生灸 ライト ▶ P36
	約47℃				
	約50℃				
	約54℃				
	約57℃				
	約59℃				
	約63℃				
	約48℃		長安 NEO DX マイルド ▶ P36	長安 NEO DX レギュラー ▶ P36	
	約50℃				
釜屋もぐさ	約42℃	カマヤミニ ソフト ▶ P34	カマヤミニ 弱 ▶ P34	カマヤミニ 強 ▶ P34	
	約45℃				
	約42～45℃	カマヤミニ スモークレス ▶ P34	カマヤミニ FIT ▶ P34		
	約45℃				
	約49～53℃	らくらく灸 ソフト ▶ P34	らくらく灸 レギュラー ▶ P34		
	約57～60℃				
	約59～63℃				らくらく灸 ハード ▶ P34
DAIWAKAN	約41～43℃	達磨（だるま） ソフト ▶ P35	達磨（だるま） マイルド ▶ P35	達磨（だるま） 弱 ▶ P35	達磨（だるま） 強 ▶ P35
	約43～45℃				
	約45～47℃				
	約47～49℃				
	達磨 スーパータックル ソフト ▶ P35	達磨 スーパータックル マイルド ▶ P35	達磨 スーパータックル 弱 ▶ P35	達磨 スーパータックル 強 ▶ P35	
	柔（やわら） ソフト ▶ P35	柔（やわら） マイルド ▶ P35	柔（やわら） 弱 ▶ P35	柔（やわら） 強 ▶ P35	
	極（きわみ） ソフト ▶ P35	極（きわみ） マイルド ▶ P35	極（きわみ） 弱 ▶ P35	極（きわみ） 強 ▶ P35	
アイクレイ	約41℃	アイクレイ台座灸 ソフト ▶ P34	アイクレイ台座灸 マイルド ▶ P34	アイクレイ台座灸 レギュラー ▶ P34	アイクレイ台座灸 ハード ▶ P34
	約44℃				
	約47℃				
	約50℃				

警告

- 本品は火を使う特性上、どのタイプの商品でも火傷になる可能性があります。
- 火気の取扱いにご注意ください。火事の危険があります。ご使用後、消火を十分確認してから廃棄してください。
- 下向きに使用しないでください。燃焼温度が高くなり火傷や発火をする恐れがあります。また、傾けたり横向きで使用する場合も、燃焼温度が高くなりますので、火傷になる可能性が大きくなります。
- 万一、火傷ができた場合、また肌に異常が発生した場合は、ただちに使用をやめ、医師にご相談ください。

ご使用上の注意

- 熱さを強く感じるときは、肌からお灸をすぐに取り除いてください。火傷になります。その際、台座が非常に熱くなっておりますので、ご注意ください。
- 熱さの感覚は、人によって、またお灸する場所や季節で異なります。熱く感じなくても火傷になる可能性がありますので十分ご注意ください。
- はじめて使用される方やアレルギーのある方、皮膚の敏感な方は、使用中の皮膚の状態を注意深く観察してください。

■以下に該当する場合は使用しないでください。

有熱時、化膿症の方、傷や炎症のある部分（火傷・外傷・化膿など）、皮膚移植した箇所、刺青のある肌、肌に異常があるとき（皮膚炎・湿疹など）、発汗時やお風呂あがりなど肌に水分があるとき（水疱ができやすくなるので、よく乾かしてからご使用ください）、酒酔いのとき、体調がすぐれないとき、体力が低下しているとき。

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

カミバン

灸用品

検査・測定

滅菌消毒

オイル

ベシラ

治療室

模写

吸玉

治療器

温熱

健康維持

テリピン

治療補助

トレーニング

健康器具

開業準備

索引

灸用品 (灸用機器)

熱+LEDの合体

ワンクリックで瞬時の温熱

火を使わずに灸感覚 一灸 (IKKYU) の登場により
治療の質を向上させます。

レーザー鍼と光灸療法 (ハロゲン光) から LED へ

一灸には、近赤外線LED 波長 870nm 220mwと赤色 660nm 7000mcdの2種類のLEDが使われており、ミトコンドリアの活性化、細胞内酵素の活性化、炎症抑制、痛みの緩和、育毛等、皮膚の老化防止に役立ちます。
また、美容灸的に使用も可能な低温から高温まで3段階の温度設定が出来る医療機器です。

■プロ仕様

ワンクリックで瞬時に熱刺激を出し連続して使用ができるため、施術効率が一段とよくなります。

■安全

火を使わず、火傷やベッドを焦がす心配がありません。ビル・マンションで治療するには火災報知器を気にする必要があります。

■快適室内

煙がでないので、室内は年中快適です。

直接 温熱刺激温度

- L 低温 (緑色LED点灯) 47℃ 1回3秒間 / 長押し4.5秒
 - M 中温 (黄色LED点灯) 51℃ 1回3秒間 / 長押し4.5秒
 - H 高温 (橙色LED点灯) 60℃ 1回3秒間 / 長押し4.5秒
- ※L低温は美容用として使われる温度です。



デモンストレーション実施中
お気軽にお申し出ください



一灸 (IKKYU)

商品コード KQ-701

130,900円 (税込 143,990円)

〔クラスII〕 認証番号 228AGBZX00119000

使用環境温度: 0℃~40℃
定格: 6.0V×10W (アルカリ電池)
刺激面積: 約φ7mm 38mm2
寸法: 本体 180mm×φ26mm
電池ボックス 72mm×65mm×20mm
ケーブル長さ 150cm
重量: 約230g (電池含む)
近赤外線LED: 870nm 200mw (最大)
赤色LED: 660nm 7000mcd (最大)

【付属品】

単三アルカリ乾電池: 4本、
携帯用ポーチ: 1個
保証書、取扱説明書、
モグサエキス、
メディカルパッチ



保護キャップ付き



LEDの波長

近赤外線 LED
870nm 200mw (最大)
赤色 LED
660nm 7000mcd (最大)

東洋医学系医療従事者必携 スポットサマル刺激装置

- 設定温度3段階
低温 60±2℃・約0.2秒/連続
中温 65±2℃・約0.4秒/連続
高温 70±2℃・約0.8秒/連続

- 連続モード
- 先端LED
- 消音モード



【付属品】
単三形アルカリ乾電池2本、
携帯用ポーチ1個、
保証書、取扱説明書

バンシン プロ

商品コード KQ-702

81,400円 (税込 89,540円)

〔クラスII〕 認証番号 228AGBZX00118000

使用環境温度: 0℃~40℃
電池: 単3乾電池×2個 (マンガン乾電池使用不可)
定格: 3.0V、2.4W
刺激面積: 約0.7mm²
寸法: 180mm×φ26mm
重量: 約92g (電池含む)

赤色LED

美容にひっぱりだこの赤色LED装着
瞬間発光が魅力。

接触部

皮膚に接して直接温熱刺激します。

温熱刺激調整

60℃・65℃・70℃の3段階設定。

スイッチ

スイッチを押すと瞬間的に設定された温熱刺激が出力されます。

乾電池使用

単三乾電池を使用するので、どこでも施術できます。

バンシンプロの スタンダードグレード

- 設定温度2段階
低温 60±2℃・約0.3秒
中温 65±2℃・約0.8秒

- 先端LED
- 消音モード



【付属品】
単三形アルカリ乾電池2本、
携帯用ポーチ1個、
保証書、取扱説明書

バンシン ネオ

商品コード KQ-703

63,800円 (税込 70,180円)

〔クラスII〕 認証番号 228AGBZX00118A01

使用環境温度: 0℃~40℃
電池: 単3乾電池×2個 (マンガン乾電池使用不可)
定格: 3.0V、2.4W
刺激面積: 約0.7mm²
寸法: 180mm×φ26mm
重量: 約92g (電池含む)

赤色LED

美容にひっぱりだこの赤色LED装着
瞬間発光が魅力。

接触部

皮膚に接して直接温熱刺激します。

温熱刺激調整

60℃・65℃の2段階設定。

スイッチ

スイッチを押すと瞬間的に設定された温熱刺激が出力されます。

乾電池使用

単三乾電池を使用するので、どこでも施術できます。

家庭用・個人用 美容・健康関連 施術所向け セルフケア向け

- 設定温度1段階
高温 65±2℃・約0.4秒
- 消音モード



【付属品】
単三形アルカリ乾電池2本、
携帯用ポーチ1個、
保証書、取扱説明書

メイシン

商品コード KQ-706

45,770円 (税込 50,347円)

〔クラスII〕 認証番号 228AGBZX00118A02

使用環境温度: 0℃~40℃
電池: 単3乾電池×2個 (マンガン乾電池使用不可)
定格: 3.0V、2.4W
刺激面積: 約0.7mm²
寸法: 180mm×φ26mm
重量: 約92g (電池含む)

音声調整出力表示

スイッチ ON/OFF

乾電池使用

単三乾電池を使用するので、どこでも施術できます。

先端部分はセラミック

電気のチカラでお灸治療



ピンポイントな
温熱刺激

見やすい液晶と お知らせ機能

業界初の現在温度のリアルタイム表示に加え、分かり易い通知音、消し忘れ防止機能が付いています。
※製販・製造：(株)村田製作所調べ

セラミック電子温灸器

商品コード KB-127A

ホワイト

商品コード KB-127B

ブラック

各 **80,000円** (税込 **88,000円**)

〔クラスII〕 認証番号 229AKBZX00029000

【定格電源】①本体：DC9V0.8A、内蔵電源：DC3.6V 2.2A (専用ニッケル水素充電電池) ②ACアダプタ：入力AC100V 50/60Hz 0.3A 出力DC9V 1.6A
【充電及び駆動時間】約60分充電で90分以上使用可能 (工場出荷時)
【タイマー】約30分 (30秒ごとに通知音が鳴ります)
【通知音】強/弱2段階
【サイズ】(長さ) 165×(幅) 31×(高さ) 37mm
【重量】約140g (ACアダプタ含まず)
【付属品】台座、専用ACアダプタ (充電用)、取扱説明書 (保証書付き)

設定は43℃から55℃まで3℃刻みで5段階あり、±1℃の精度で温度管理をするため、患者様の個人差や治療内容に合わせた施術が可能です。
※製販・製造：(株)村田製作所測定環境下において

灸用品 (灸用機器)



電子温ねつ灸

商品コード KQ-334

18,150円 (税込 **19,965円**)

〔クラスII〕

100V4W もぐさキャップ8個付



電子温ねつ灸 もぐさキャップ

商品コード KQ-334B

12個入

1,870円
(税込 **2,057円**)

替えもぐさ ニンニクキャップ

商品コード KQ-334C

12個入

1,870円
(税込 **2,057円**)



特徴

- 低電圧 (12V) とサーモスタットで二重安全構造になっています。
- 温熱作用により皮ふに浸透し、深部まで暖めますので患部に快い深達力と即効性を持っています。
- 軽く小型で場所もとらず、保管、携行にも便利です。


びわの葉温圧器 ユーフォリア Q

商品コード KQ-336

80,000円
(税込 **88,000円**)

認証番号 220AGBZX00217A01

ユーフォリア Q はびわの葉の抽出液 (温熱効果液) と赤外線による温熱効果、温圧効果を加味して考案された温灸器です。
温灸器本体×2個、電源アダプター×2個、スタンド1個、接続用スリーブ1個、基本ツボ図1部、添付書類4種
※ご使用の際は別売のカセットが必要です。



オンキュー

商品コード KQ-338

ピンク
グレー

各 **68,000円**
(税込 **74,800円**)

〔クラスII〕

AC100V 3.0W
発熱温度97℃～76℃ (二段階切換)
長さ265×幅65×厚さ43mm
重量210g

使用説明ビデオ、
小冊子付

オンキューは特殊な新素材セラミックスを使用した温熱治療器です。
熱の立ち上がりも早く、設定温度もやや高めのため、素早く治療が行えます。

手軽に温活 × 癒しの時間



ケース充電可能
本体コードレス

手軽に冷え対策をしたい人に

ハーバルキュー

商品コード KQ-460A

シルキーホワイト

25,000円 (税込 **27,500円**)

〔クラスII〕

設定温度 / 42℃・45℃・48℃
【本体】約W58×約D58×約H20.5mm 約29g
【充電ケース/ケースカバーセット時】
約W64.6×約D64.6×約H153mm 約312g

商品コード KQ-460B

ハーバルキュー専用 アロマパッチ32枚入
5,000円 (税込 **5,500円**)



全身温熱ケア

4つのタブレットで全身をマルチにケアすることができます。冷えが気になるスポットごとのトリートメントも可能、または4つ同時に使用で広く温めることも出来ます。

簡単3ステップ使いかた

STEP 1

STEP 2

STEP 3



アロマパッチの保護フィルムを剥がし、トリートメントしたい部分にパッチを貼ります。



本体をパッチ中央のマグネット部分に合わせて磁石でピッタリと装着します。



本体電源ボタンを2秒長押しするとトリートメントが開始します。
※20分後自動で停止します。

灸は科学の時代 施術/研究/教育の現場に必須アイテム。

業界初

施灸が目に見える業界初のシステム

施灸有効熱量の計算：灸が皮膚に与える熱量を表示
これまで、シミュレーションされていなかった施灸が人体に与える最も大きな効果である温熱の量を熱量シミュレーションし、人体への吸熱予測値を表示。
体温相当から最高温度に達するまでの時間を表示する。
一般的にこの時間が短いほど熱く感じます。

今までに なかった

できるだけ、もぐさの施術状態に近い温度変化を解析するために
温度解析は、皮膚接触シミュレーション温度解析
できるだけもぐさの施術状態に近い温度変化を計測するために、もぐさ燃焼台を人体表面温度に近づけて測定 (24℃～39℃の間で1℃毎に設定可能)。
皮膚表面温度が低い冷え性の方と、そうでない方との違いもわかります。



もぐさ燃焼解析システム MOXATH light (モクサス ライト)

商品コード KB-129

68,000円 (税込 **74,800円**)

170×86×36mm 280g

完全受注生産品

教育現場 必須機器

施灸温度と有効熱量を客観的数値で計測
測定結果は、PC上でグラフ化、比較、保存可能
計測結果はパソコン用に曲線グラフとして表示。
データ保存と読み出し、プリントが可能。
基準となる温度曲線との比較や連続施術時のバラつきなど客観的な評価が可能。

もぐさ・灸用品

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

カミヤン
ピンセット

灸用品
もぐさ

検査測定

滅菌消毒

オイル
クリーム

ベッド
マクラ

治療室
設備

模型
ボスター

吸玉

治療器

温熱

健康管理

テーピング
用品

治療補助
用品

トレーニング

健康器具

開業準備

索引

電子温灸器

CS-1000 CS-2000

ポイント
1

煙が出ない！

エアコン等の空調設備を傷めない。
警報器が鳴りだす心配がない。
ベッド、シーツを焼く心配がない。
煙のアレルギーのある患者がいる時
も安心。
灸痕によるトラブルの心配がない。

ポイント
2

気持ちよさを再現

灸頭鍼の輻射熱を忠実に再現、
温灸・灸頭鍼特有の心地よさを患者
さまにご提供できます。

ポイント
3

どんな鍼でも

鍼は刺激度合いの弱い細番手の鍼や
銀鍼、金鍼も安心して使えます。



CS-1000

移動や往診にも対応



CS-2000

鍼を刺入した状態で使用可能

灸頭針の輻射熱量を忠実に再現




電子温灸器の特徴

- ①遠赤外線を照射することにより深部まで温めるので深部のコリに効果が期待出来ます。
- ②15秒毎に加温と休止を交互に繰り返すので、非常に気持ち良い刺激を感じられます。
- ③鍼の番手を選ばなくてもOK (細い鍼でも灸頭鍼以外でも)
- ④火を使った灸頭鍼と違い煙がでないので、患者様の衣服に匂いがつかず、治療室の壁も汚れません。
- ⑤火を使った灸頭鍼と比較すると直後は灸頭鍼のほうが熱いのですが、遠赤外線の効果により術後の保温持続時間は温灸器の方が長く温まります。

【輻射熱灸頭鍼の熱量を再現】

輻射熱による灸頭鍼の熱量を忠実に再現しました。

- ◎およそ5分で発汗作用が起こります。
- ◎7分～10分で直径6cmの発赤が残ります。



【発熱体】

温熱導子の発熱部にはセラミック粉末を練り合わせた、特殊シリコンカバーで遠赤外線波長を発振します。また発熱部には高感度センサーを組み込んであるので温度制御の応答性を良くしてあります。



電子温灸器 CS-1000

商品コード KB-125

327,000円 (税込359,700円)

[クラスII/特管] 認証番号 223AGBZX00147200

- 医療機器の分類：電撃に対する保護の程度…BF形
- 電源電圧：AC100V 50/60Hz
- 消費電力：55VA
- 温度設定：44℃～50℃
5段階 (A 44.0℃、B 45.5℃、C 47.0℃、D 48.5℃、E 50.0℃)
- 間欠加熱周期：約30秒 (加熱15秒・冷却15秒)
- 観測装置：温度計・チャンネル切替方式
- 安全装置：センサー異常検出回路、灼熱板
- 本体寸法：W320×D230×H159 (単位 mm)
- 重量：7kg
- タイマー：ゼンマイ式30分タイマー (終了音付)
- 付属品：発熱導子4本、ヒューズ、六角レンチ



電子温灸器 CS-2000

商品コード KB-115

550,000円 (税込605,000円)

[クラスII/特管] 認証番号 220AGBZX00136200

- 医療機器の分類：電撃に対する保護の程度…BF形
- 電源電圧：AC100V 50/60Hz
- 消費電力：55VA
- 温度設定：44℃～50℃
5段階 (A 44.0℃、B 45.5℃、C 47.0℃、D 48.5℃、E 50.0℃)
- 間欠加熱周期：約30秒 (加熱15秒・冷却15秒)
- 観測装置：温度計・チャンネル切替方式
- 安全装置：センサー異常検出回路、灼熱板
- 本体寸法：W440×D310×H250 (単位 mm)
- 重量：10kg
- タイマー：ゼンマイ式30分タイマー (終了音付)
- 付属品：コードハンガー1組、発熱導子6本、ヒューズ、六角レンチ

別売品

(交換用) 発熱導子1本

商品コード KB-115B

9,000円 (税込9,900円)

【接触灼熱板】

皮膚に接触する部分は部分的な高熱や火傷防止の為、特殊精錬した銅版にクロームメッキをした灼熱板で熱の局部集中をなくしたものです。


熱の上昇、下降が忠実に再現される役目をもっています。
発熱体より発する遠赤スペクトルを皮膚に伝える為、花びらの模様の窓になっています。

【灸頭鍼と温灸鍼の比較】

両者とも腎俞 (左右) と大腸俞 (左右) 4点に10分間刺激を行い、終了後20分までを記録したものです。

灸頭鍼は刺激直後に鍼の直下を中心に全体的に温度上昇が見られたが、刺激終了20分後には刺激前値に復する傾向にあった。これに体し、電子温灸器 CS-2000 は刺激後20分後でも皮膚温の保温効果があることが確認できた。このことから、遠赤外線波長9.0μmを生体に発振する電子温灸器 CS-2000の方が灸頭鍼より保温効果が優れていることがわかる。

(東洋医学とペインクリニック 1990年10月号より抜粋)





KM-382 II
KM-380 II
イチ押し機能

クイックスタンバイ
新型バックライト液晶
測定中の誤操作防止
ノンラテックス仕様

ウォッシュブルカフ

ナイロンカフ

▲スタンド型

水銀レス血圧計 スタンド型 KM-382 II

商品コード KA-270
ウォッシュブルカフ仕様
商品コード KA-270B
ナイロンカフ仕様

各 22,200円 (税込 24,420円)

〔クラス I〕
認証番号 11B2X00021382101
寸法：全体の高さ
約 1080～1300mm
総重量：約 2500g
電源：単 3 アルカリ電池
(充電電池使用可能)
電池寿命：約 4,000 回測定可能
付属品：カフ M サイズ
(ウォッシュブルカフ仕様には
コネクタープラグ付属)、
ノンラテックス気球セット、
30cm 延長ノンラテチューブ、
モニター電池、ビスセット、
取扱説明書 (保証書付)



ウォッシュブルカフ

綿カフ

▲卓上型

水銀レス血圧計 卓上型 KM-380 II

商品コード KA-269
ウォッシュブルカフ仕様
商品コード KA-269B
綿カフ仕様

各 10,300円 (税込 11,330円)

〔クラス I〕
20～300mmHg
●水銀を使わない血圧計 (卓上型)
●バックライトで見やすいバー表示
●ウォッシュブルカフ標準装備
●軽量設計
●オートパワーオフ機能



◀ウォッシュブルカフ

ナイロンカフブラダー▶

ワンハンド電子血圧計 KM-370 III (レジーナⅢ)

商品コード KA-177A
ウォッシュブルカフ
(標準付属 M サイズ)
商品コード KA-177B
ナイロンカフブラダー
(標準付属 M サイズ)

各 18,800円 (税込 20,680円)

〔クラス II〕
認証番号 303AGBZX00023000
寸法：約 64.6 (W) × 165.7 (D) ×
41.6 (H) mm
質量：約 137g (電池含まず)



オムロン デジタル自動血圧計 HEM-1011

商品コード KA-191

製造終了

〔クラス II〕 認証番号 218AGBZX00030000
外形寸法：幅 230 × 高さ 217 ×
奥行 228mm
本体重量：約 1.6kg (電池/専用 AC
アダプタ含まず)
適応腕周：17～32cm



上腕式血圧計 UA-1020B (ACアダプター付)

商品コード KA-166

11,000円 (税込 12,100円)

〔クラス II〕 認証番号 224AHBZX00018000
本体寸法：W140mm × D105mm × H60mm
本体質量 (乾電池を除く)：約 285g

上腕式血圧計 UA-1030T (音声案内付)

商品コード KA-162

12,000円 (税込 13,200円)

〔クラス II〕 認証番号 224AHBZX00019000
本体寸法：W140mm × D105mm × H60mm
本体質量 (乾電池を除く)：約 300g



シチズン 上腕式血圧計 CHUH533

商品コード KA-199

11,000円 (税込 12,100円)

〔クラス II〕 認証番号 303ADBZX00111000
寸法：約 119 (幅) × 169 (高さ) ×
148 (奥行) mm
質量：約 450g (電池含まず)
カフ (腕帯) 約 160g

シチズン 手首式血圧計 CHWL350

商品コード KA-200

ホワイト
7,000円 (税込 7,700円)

〔クラス II〕 認証番号 221ADBZX00090A01
寸法：約 65 (幅) × 74 (高さ) ×
29 (奥行) mm (カフ含まず)
質量：約 103g (電池含まず)



内パネ式 ナーススコープ シングル

商品コード KA-280

1,600円 (税込 1,760円)

9色 A～I 日本製



内パネ式 ナーススコープ ダブル

商品コード KA-281

1,900円 (税込 2,090円)

9色 A～I 日本製



A スカイブルー	C ホワイト	E ブルー	G イエロー	I ブラック
B ピンク	D シルバー	F グリーン	H レッド	



商品コード KA-104
900円 (税込 990円)



商品コード KA-104C
1m
1,000円 (税込 1,100円)



商品コード KA-106
2,000円 (税込 2,200円)



商品コード KA-105
1,160円 (税込 1,276円)

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

ビンセット

もくき

検査・測定

滅菌消毒

オイル

ベッド

治療室

ボスター

吸玉

治療器

温熱

健康管理

トレーニング

治療補助

トレーニング

健康器具

開業準備

索引



パルスオキシメーター オキシボーイ S-126B

商品コード KA-577

7,680円 (税込8,448円)

〔クラスII〕 認証番号 230ALBZX00003000
電源：単4形アルカリ乾電池 (AAA) 2本
外形寸法：縦60mm×横32.5mm×高さ29.9mm
重量：約55g (電池含む)
ディスプレイ：有機ELディスプレイ

- ◆高い測定精度
- ◆マルチアングル機能
- ◆軽量コンパクト
- ◆ECO設定

指を入れてボタンを押すと測定を開始し、指を抜くと自動で電源が切れるエコ設計です。
※約8秒間数値を表示した後 電源が切れます。



測定イメージ




シチズン 電子体温計 CTE707-E

商品コード KA-282

3,500円 (税込3,850円)

〔クラスII〕
認証番号 227ADBZX00109000
定格及び電源：DC1.5V、
LR41 電池1個
電池寿命：約2800回 (予測検温の
場合)、約900回 (実測
検温の場合)
測温範囲：32.0～42.0℃
付加機能：メモリー機能、
自動電源OFF
寸法：約22 (幅) × 139.5 (長さ) ×
11 (厚さ) mm
重量：約15g (電池含む)
付属品：収納ケース、モニター用電
池 (内蔵)、取扱説明書/
保証書、医療機器添付文書
/ EMC技術資料



予測検温
約15秒の予測検温終了時にブザーがピポピポと5回鳴り、
予測検温値を表示します。予測値を表示している場合には、
予測マーク「<<<」が表示されます。
ピポピポ... ×5回
約15秒後
体温計を取り出さずにそのまま検温を続けてください
約10分後
実測検温
約10分後の実測検温終了時にブザーがピポピポと5回鳴り、
実測検温が終了したことをお知らせします。

やわらかい先端部 **防水**
IPX7、JIS T 1140:2014
による (防浸形)



遮眼子

商品コード KA-334


630円
(税込693円)



視力表示棒

商品コード KA-335

1,250円
(税込1,375円)



ランドルト式 視力表

商品コード KA-316A


3m用

商品コード KA-316B

5m用

各750円
(税込825円)

〔クラスI〕



視力表 (山地式)

商品コード KA-330

3m用

商品コード KA-330B

5m用

各750円
(税込825円)

〔クラスI〕



ADC打診器 テ일러ハンマー

商品コード KA-320

ブラック

商品コード KA-320B

レッド

商品コード KA-320C

ブルー

商品コード KA-320D

グリーン

各1,050円
(税込1,155円)

サイズ：19cm
ラテックスフリー



ブラック



レッド



ブルー



ADC打診器 バビンスキー

商品コード KA-398

3,100円

(税込3,410円)

サイズ：20.3cm
φ4.4cm ピン内蔵



伸縮バビンスキー

商品コード KA-399

3,500円

(税込3,850円)

サイズ：17～38cm
φ4.4cm



ラビナー式 ADC打診器

商品コード KA-397

3,100円

(税込3,410円)

32.5cm×φ4.8cm



打診器 勝沼式

商品コード KA-379

5,800円

(税込6,380円)

20×2.7cm
ピン、ブラシ付



打診器 大貫式

商品コード KA-380

4,500円

(税込4,950円)

19.5×2.7cm
バックハンマー、ピン、
ブラシ付



ADC知覚計 ルーレット

商品コード KA-400

3,600円

(税込3,960円)

サイズ：8.3cm




東大式角度計

商品コード KA-305

19,500円
(税込21,450円)

長さ30cm



プラスチック 角度計

商品コード KA-306

5,150円
(税込5,665円)

長さ33cm



プラスチック 角度計B

商品コード KA-313

4,000円
(税込4,400円)

長さ19cm

選べる 2モデル

測定データを簡便にPCへデジタル転送できる無線 (Wi-Fi) モデルと無線機能なしのシンプルモデルの2種。



モービズⅡ
(無線モデル)

モービズ
(シンプルモデル)

表示画面に計測結果が表示されます。
(ピークホールド方式)

被験者のモチベーションアップに、チームアプローチの共通指標に。

筋力評価が手軽に実施できるモービズシリーズ。

高精度のプッシュセンサータイプのハンドヘルドダイナモメーターです。

小型で持ち運びやすく、手軽に精度の高い筋力評価を行えます。

測定内容を最大筋力のみ絞った「シンプルモデル」、ソフトウェア「GET DATA」と組み合わせて筋力を多角的に評価・分析できる「無線モデル」からお選びいただけます。

徒手筋力計 モービズ (シンプルモデル)

商品コード KA-498A

158,000円 (税込173,800円)

徒手筋力計 モービズⅡ (無線モデル)

商品コード KA-498B

330,000円 (税込363,000円)

	モービズ	モービズⅡ
本体寸法	90 (L) × 48 (W) × 32 (H) mm	
本体質量	約 240 g (表示部+プッシュセンサー)	
測定範囲	50kgf以下	
最小単位	0.1kgf	
精度	±2%RQ以下	
表示単位 (任意切替)	kgf・N (ニュートン)・lbf (ポンド・フォース)	
デジタル データ転送	×	※ 無線転送、USB転送は任意に切替 ※ 専用ソフトウェア標準付属 (OS: Win10のPCをご用意ください)
アナログ 出力機能	※ 専用ケーブルが別途必要	
連続使用時間	60分	40分 (充電時間1.5時間)
構成	表示部、プッシュセンサー、緩衝用パッド、ストラップ、ニッケル水素充電電池 (単4形) 1本※、充電用USBケーブル ※ ニッケル水素充電電池以外は使用しないでください。	

point 1 さまざまな筋力評価が カンタン

point 2 データ表示・記録が カンタン ※モービズⅡのみ

point 3 データ比較が カンタン



膝：伸展

股関節：伸展

肩：外転

バッテリー切れでも素早く
対応できる安心設計。



スメドレー型 握力計 100Kg

商品コード KA-499

13,000円 (税込14,300円)

アナログタイプ
【測定範囲】0~100kg
【最小目盛】500g
強力ポリカーボネイト樹脂ボディ
日本製



デジタル握力計 グリップD

商品コード KA-465

43,000円 (税込47,300円)

【測定範囲】5.0~100.0kg
【表示】液晶4桁 0.1kg単位
【オートパワーオフ機能】最終測定終了後約1分
【電源】単4乾電池2本
【連続使用時間】約100時間
【寸法】約154 (W) × 235 (D) × 62 (H) mm
【質量】約0.7kg




正確な測定

操作が簡単

結果の保存

関節可動域の測定を スマートに。

簡単操作と正確な測定で結果を保存し、デジタルディスプレイで患者様へすぐにフィードバックすることができます。



股関節内旋の測定



手関節屈曲の測定

角度計 イトー easyangle


商品コード KA-595

34,800円 (税込38,280円)

【クラス1】
認証番号 11B2X10041000012

定格電源	本体：DC 3.7V (リチウムイオン充電電池) 本体充電用アダプター： 【入力】AC100V 50/60Hz 【出力】DC5.0V 0.6A
電撃に対する保護の形式と程度	内部電源機器、B形
サイズ	(W) 86 × (D) 38 × (H) 37 (mm)
環境条件	使用環境 10~45℃
微粒子状物質に対する保護等級	IP4X
作動時間	2週間 (12分/日使用の場合)
センサー精度	±1° (0°~180°)

●すべての関節に使用可能。ゴニオメータよりも簡単に測定ができます。
●片手での測定が可能。もう一方の手は患者様を支えることができます。
●測定結果がひと目で分かるデジタルディスプレイにより患者様にすぐに結果をフィードバックできます。



測定いき値を
アラームで
お知らせします。

正確

測定値の偏差をなくすために、押圧が一定になる工夫がされています。

簡便

押押し置き針の数値を読むだけで筋硬度測定が可能です。

筋硬度計 NEUTONE

(アラーム付)

商品コード KA-480C

TDM-NA1
61,000円 (税込67,100円)

商品コード KA-480B

TDM-NA1 (DX)
70,000円 (税込77,000円)

TDM-NA1 (DX) に付属する
「DXタイプアクセサリ」



【付属品】
・専用ハードケース
・取扱説明CD-R
・専用ストラップ

筋硬度計の画期的な機構

測定子が回転可能なボール状となっていることにより、移動させての連続計測が可能です。また、測定子がボール状のため、接触によるストレスもありません。

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

ピカミバット

灸用品

検査測定

滅菌消毒

オイル

ベッド

治療室

ボスター

吸玉

治療器

温熱

健康管理

テレーン

治療補助

トレーニング

健康器具

開業準備

索引



げんき DAS (げんき Data Acquisition System)

商品コード KA-486

1,430,000円 (税込 1,573,000円)

ゲンキダスは、手足の指先から自律神経の反応を推測し、げんき度として表示します。反応を参考にした治療と、局所治療など一般的な治療を、じょうずに活用することを目標としています。

●痛みルートがみればわかる
患者さんにも、わかりやすい

●スポーツにも健康管理にも
全身バランス 反応点も推測


●いつもの治療器で自由診療
低周波や温熱治療器をもっと活用

抹消神経の枝にそった不調を、指先から推測して、「痛みルート」として表示します。
痛みルート、全身のバランス、反応点などを、詳細に推測しています

げんき DAS

検索

痛みの原因と思われる神経の枝や、その根もと、代謝の不調のようすを推測して、わかりやすく表示



臨床の、こんな場面に


- ぎっくり腰けど、体調も整えたほうがよさそうな 患者さんに、状況をわかりやすく説明したい。
- 不妊治療などの体質改善を、常用のつぼ療法だけでなく、その人の反応にあわせたオーダーメイド治療にしたい。
- 全身調整にひと工夫を加えたい。
- 他院との違いをアピールしたい。医療面接を充実させたい。

東洋医学も解説

自律神経の反応を推測して、つぼや体質などを、東洋医学の観点から解説しています。
げんき DASは、測定用機器とアプリケーションがセットになった商品です (Windows 8以降のパソコンが必要です。パソコン、プリンタは別売。)

セルフケアの提案に

自宅でかんたんにできる鍼灸のセルフケアを紹介しましょう。画面とともに説明すれば、わかりやすく説明できます。



良導絡自律神経興奮性測定システム ノイロシステムビジョン (NSV)

商品コード KX-106C

740,000円 (税込 814,000円)

[クラスII / 特管] 認証番号 21600BZZ00612000

●リアルタイムチャート表示・カルテ印刷

MD21から測定部位情報に従って、測定結果をリアルタイムにチャート表示し、カルテの印刷をおこないます。面倒な手作業から開放されます。

●データベース機能

keirakシリーズ共通のデータベース形式を使用して、個人情報、データ情報の管理を行います。

●メモリーデータ処理

MD21のメモリーデータを測定後一括受信して、各処理を行うことができます。コンピュータのないところでの測定も可能となります。

良導絡の測定、良導絡チャート自動作成、解析、データの保存など、コンピュータによる良導絡自律神経測定解析システムです。
NSVスタンダードは測定したデータにより「症候情報」「健康情報」「食養生」等の解析機能や、調整点表示・印刷や関連筋肉の表示・印刷、過去データとの多重比較等の機能を持ち合わせています。
NSVはデジタル測定・治療器 (ノイロソフターDS-208S) とアプリケーション (ソフト) とのセットになります。

Windows2000~Windows7対応
(パソコン及びプリンタ等周辺機器は含まれません)



※にぎり導子のコードは赤色です。

ロイヤルエイト

商品コード KX-136

76,000円 (税込 83,600円)

[クラスII / 特管]

W155mm×D102mm×H55mm 650g

超小型、軽量。

ツボ音響探索機能を持っており、良導絡測定、良導絡治療もこれ1台で可能です。探索導子、にぎり導子付。

【消耗部品】

探索導子セット	9,400円 (税込 10,340円)
探索導子のみ	5,400円 (税込 5,940円)
コードのみ	4,000円 (税込 4,400円)
にぎり導子セット	8,800円 (税込 9,680円)
にぎり導子のみ	4,800円 (税込 5,280円)



自律神経測定器 IW-zen

商品コード KX-103

99,000円 (税込 108,900円)

[クラスII / 特管]

W20cm×D15cm×H7cm 約2kg (本体部)

良導絡測定・治療の基本となるモデルです。

ツボ音響探索機能、探索導子、にぎり導子、良導絡チャート、生理的範囲作成用スケール、良導絡の基礎知識付。

【消耗部品】

探索導子セット	9,400円 (税込 10,340円)
探索導子のみ	5,400円 (税込 5,940円)
コードのみ	4,000円 (税込 4,400円)
にぎり導子セット	8,800円 (税込 9,680円)
にぎり導子のみ	4,800円 (税込 5,280円)



良導絡調整針管 FR針管

1寸6分:5cm針用

商品コード KX-111

FR (ストッパー付) -5

商品コード KX-111B

MR (ストッパー無) -5

各 7,600円 (税込 8,360円)

[クラスI]

良導絡治療のためのオリジナルな針管です。細い針でも刺入が簡単で、刺入時の痛みも軽減できます。治療時に針に直接触れないので清潔で、雀啄や捻針も容易に行えます。誤って術者の指先や針先を傷つけないようにストッパーを付けました。ストッパーなしのMRタイプもあります。オートクレープ可、金属ケース付。



アスリートの最高のパフォーマンスのそばに。

健康モニタリング装置 ASTRIM FIT

商品コード KA-591

398,000円 (税込437,800円)

測定原理	近赤外分光画像計測法
測定項目	ヘモグロビン推定値 (5.0~18.0)
解析項目	血管幅、VOI (静脈酸素化指標)、指表面温度
測定時間	約40秒 / 1測定
サイズ	(W) 90 x (D) 170 x (H) 150 (mm)
重量	約450g (本体のみ、ACアダプタ、バッテリー含まず)
付属品	ACアダプタ、精度確認板 (microSDカードは含まず)
オプション	バッテリーカバー、ユビオリキ

※本製品は医療機器ではありません。
本製品で測定した結果を治療、診断などの医療行為に用いることはできませんので、測定結果に関係なく病気など不安がある場合には医師の診察を受けてください。

ASTRIM FITの3つの特徴

- 採血不要だから測定時間はわずか40秒
- 単体で動作するから場所を選ばず使える
- 操作方法がシンプルだから誰でも測定可能

指を乗せるだけの40秒簡単測定

- 約40秒でヘモグロビン推定値をスピード測定。コンディションをリアルタイム把握。
- バッテリー充電式なので本体のみで測定ができ、持ち運びが簡単。

様々な使用用途に合わせて

コンディション管理

顧客サービスの充実

スポーツの現場で

栄養状態の指標として



ストレス&血管状態測定機器 Smart Pulse (スマートパルス)

商品コード KA-585

150,000円 (税込165,000円)

サイズ (mm)	幅35×奥行57×高さ40mm
重量	50g
電源	3.7V DC
バッテリー寿命	12時間以上
重要部品	本体 (Module) ×1 設置マニュアル ×1 USB ケーブル ×1
互換性	Android ver. 4.4以上 iPhone 4S & iPad 3以上

あなたの健康な暮らしをサポート

スマートパルスをモバイル機器と連結させて測定をして下さい。たったの1分で「心」と「身体」の全体的な健康状態を簡単に測定することができます。

機能

ストレス測定

- 平均心拍数
- 心拍変異度 (Heart Rate Variability)
- 精神的 & 身体的ストレス
- ストレス対処能力
- 自律神経 (交感神経・副交感神経) のバランス

血管健康分析

- 動脈、及び末梢血管の弾性度
- 呼吸トレーニング機能
- トレーニング時間 (2~10分) 及び難易度 (5段階) を自由に調節

呼吸トレーニングの効果

- ストレスの減少

測定結果レポート

- 過去の測定結果も確認OK



※PCモニターは含みません。

自律神経&心血管健康アナライザー MAX PULSE (マックスパルス)

商品コード KA-586

650,000円 (税込715,000円)

電気的安定性	クラスII 機器、BF形装着部
電源仕様及び消費電力	100VAC、50/60Hz、0.4A
測定方法	PPGセンサーを利用して信号検出
HeartRate measurement range	30~240bpm (±2bpm)
Environment	Temperature Range
Operating Temperature	10~40°C
寸法及び (mm)	150 (W) X 135 (D) X 35 (H)
重量	690g

MAX PULSE とは？

MAX PULSE は、心拍変動と加速度脈波を使用して心血管系及び自律神経系の機能全体を測定します。結果レポートは医療関係者、技術者、および個人が心血管関連の問題を早期に発見できるように支援します。さらに、サプリメントや医薬品、セタピーなどの効果を評価するのにも役立ちます。

定期的なスクリーニングと治療 (運動、食事療法、サプリメントなど) を通じて心血管系、自律神経系、および全体的な健康状態にどのような影響を与えているのか観察できます。

ストレスは、身体的ストレス+精神的ストレスに区別され、身体的ストレスの改善が精神的ストレスを未然に防ぐにつながります。



高精度体成分分析装置 InBody 270

商品コード KA-592

750,000円 (税込825,000円)

(本体+プリンター+プリンター台)
現調及び運用操作指導 20,000円 (税込22,000円)

装置寸法: W356×L796×H995mm
装置重量: 14kg 測定時間: 15秒

汎用型の折り畳み式装置

2段に折り畳んで専用携帯用バッグに入れることで、安全且つ簡単に持ち運ぶことができます。組み立てや設置に道具も必要ありません。測定結果が最も分かりやすくして気軽に測定できる汎用型のモデルです。

15秒測定

筋肉・体水分・体脂肪などを約15秒で測定します。複雑な操作は必要なく、痛みや不快感もありません。装置に乗って電極を握るだけです。

統計補正の排除

InBodyは性別や年齢などの統計的な情報で体成分の結果を補正しません。身長・体重・インピーダンスのみに基づいて体成分を算出します。

データマネジメント

本体に10万件の測定結果を保存できますが、データ管理ツールのLookinBody 120やLookinBody Webと運用すれば、更に利便性が向上します。

【結果項目】

[全身・部a位別] 筋肉量、体脂肪量
[全身] 体重、BMI、体脂肪率、体水分量、除脂肪量、タンパク質量、ミネラル量、骨格筋量、基礎代謝量、内臓脂肪レベル、骨格筋指数 (SMI)、適正体重、筋肉調節、脂肪調節、体重調節
[その他] 体成分履歴 (8回分測定結果)、インピーダンス (部位別・周波数別)



高精度体成分分析装置 InBody 380N

商品コード KA-593

1,150,000円 (税込1,265,000円)

(本体+プリンター+プリンター台)
現調及び運用操作指導 20,000円 (税込22,000円)

装置寸法: W416×L872×H1070mm
装置重量: 16kg 測定時間: 30秒

スマートに進化した折畳式装置

5・50・250kHzの3つの周波数を用いて、体成分情報を詳しく分析します。部位別筋肉量の表示形式や体成分履歴の項目を目的に応じて選択できるようになり、結果用紙カスタマイズの自由度が向上しました。

直感的なUI

UIはスマートフォンと同じフローで誰でも簡単に測定できます。

自動体重測定

InBody測定と体重測定を同時に行い測定フローがよりスムーズになります。

必要項目の履歴管理

体重・体成分項目・位相角など必要項目を5つ選択して変化を確認できます。

表示形式を切替可能

部位別筋肉量の表示形式は棒グラフと人体モデルグラフの2通りから切替できます。

【結果項目】

[全身・部位別] 筋肉量、体脂肪量
[全身] 体重、BMI、体脂肪率、除脂肪量、体水分量、タンパク質量、ミネラル量、骨ミナラル量、骨格筋量、基礎代謝量、除脂肪指数 (FFMI)、体脂肪指数 (FMI)、骨格筋指数 (SMI)、適正体重、筋肉調節、脂肪調節、体重調節
[部位別] 周囲長 (首、胸部、腹部、臀部、右腕、左腕、右太もも、左太もも)
[その他] 体成分履歴 (直近8回分測定結果)、インピーダンスグラフ (部位別・周波数別)

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

カメラ・ビデオ

もぐさ・灸用品

検査・測定

滅菌・消毒

オイル・クリーム

ベッド・マクラ

治療室・設備

ボスター・模型・ター

吸玉

治療器

温熱

健康管理・維持

トレーニング用品

治療補助用品

トレーニング

健康器具

開業準備

索引

測定機器

FAMUBO-D



超音波画像計測装置 FAMUBO-D (ファンボ ディー)

商品コード KA-497

840,000円
(税込 924,000円)

〔クラスII / 特管〕
認証番号 304AKBZX00002000



「観る」から 「見せる」時代へ

お手持ちのタブレット、スマートフォンと繋ぐだけで
超音波画像計測機器に早変わりします。

コンパクトサイズで持ち運び可能

「いつでも」「どこでも」「誰でも」簡単アプリ操作

7.5MHz/10MHzの手元切り替え

鮮明な画像でカウンセリングサポート

ワイヤレス&カラードップラー！ 高画質な「超音波画像計測装置」



サイズ	本体 60 (W) × 24 (H) × 156 (L) mm
重量	0.3kg
バッテリー	連続使用 3時間
プローブ	「7.5MHz/10MHzタイプ」 192elements / 32channels
ヘッド幅	50mm
測定深度	linear20 - 100mm (20/40/60/100) / Display Mod B / color
動作環境	iPad mini4以降/iPad air2以降/iPad Pro iPhone5以降/Android OS6.0以降


※スマートフォン、タブレット端末は付属品に含まれません。

FOCUS POS機能

画像深度レベルを4段階で選択可能、各部位ごとにフォーカスを2ヶ所で合わせノイズを低減し、クリアな画質で映し出します。192素子で細部を鮮明に撮れるようになりました

7.5-10.0MHz

192素子超鮮明画像



パラメーター 変更

高画質カラーモードで超音波画像の指定した範囲をカラー表示（流速変化）できます。

いつでも、どこでも、簡単に。



超音波画像診断装置 SONON 500L

商品コード KA-588

1,680,000円
(税込 1,848,000円)

〔クラスII / 特管〕
認証番号 304AGBZX00070000

コンパクト&ワイヤレスな「超音波画像診断装置」が
さらなる小型・軽量化を実現。

周波数	5～12MHz
Max 深度	6cm
外形寸法	56×178×39mm
質量	280g (バッテリー含む)
イメージングモード	Bモード・カラードブラモード・PWモード・Mモード
視野幅	4cm

※スマートフォン、タブレット端末は付属品に含まれません。
※SONON 500Lと300Cのバッテリーに互換性はありません。

47% 高画質&モバイル 小型化

プローブとモバイル端末のみで使えるため携帯性に優れ、院外へ持ち出しての検査を強力にサポート。SONON 500Lは従来製品(300L)と比べ、体積47%減、重さ25%減と、さらなる小型・軽量化を実現。さらに、次世代超音波エンジンを搭載。有効チャンネル数も大幅増により、ソフト・ハード両面から画質向上を実現しました。

25% 軽量化

2.7倍 有効チャンネル数



Available on the App Store
Microsoft Surface

進化する アプリケーション

SONONはWindows、iOS、iPadOSのアプリケーションで動作。2018年の発売当初は搭載していなかった機能をアップデートにより追加。2画面機能、日本語表記、PWモード、Mモードなど、使用者目線で機能を追加し、進化を続けます。

Wi-Fi 無線接続のためどこでも使用可能



プローブに内蔵したWi-Fiを使用し、モバイル端末(PC、タブレット、スマートフォン)とワイヤレス接続。ネットワーク環境に依存しないため、院内はもちろん、フィールドや訪問診療など、ネットワーク環境がない場所でも使用可能です。また、コードによる煩わしさから解放され、初めてのエコーでも当てること・見ることに集中できます。

優れた機動性で 多様な検査ニーズに応えます。

高画質、高機能ながら、
初心者にも使いやすい
やさしい操作性を装備。



超音波画像診断装置 HM70 EVO

商品コード KA-594

価格 お問い合わせ下さい

〔クラスII / 特管〕
認証番号 304ADBZX00117000

販売名	HM70 EVO
外形寸法	383 (W) × 355 (D) × 367 (H) mm
質量	6.0kg (バッテリー含む)
イメージングモード	Bモード・カラードブラモード・PWモード・Mモード
構成	電源コード、ACアダプター、 バッテリー、超音波ジェル


プローブ (別売)



リニアプローブ
LA3-16AD-A



腱板 HQ-Vision



甲状腺 S-Flow



※専用カートは
オプションです。

その先の高画質へ。

ハイエンドプラットフォームイメージング技術搭載。

ClearVision

ノイズ低減フィルターが輪郭を強調した鮮明な2D画像を生成し、精度の高い診断をサポートします。また、ライブスキャンモードでは、アプリケーションごとに最適でスムーズなリアルタイム映像を表示します

HQ-Vision

多少ぼけ気味で不鮮明な画像も、HQ-Visionによって明瞭かつ鮮明な画像として再現。診断の精度向上に寄与します。

S-Harmonic

深度によって不均一に描画される画像のノイズを低減し、コントラストを高めることで画像領域全体を均一な画像として描出します。

S-Flow

S-Flowではパワードブラ法を適用し、血流速度に依存する表示を超え、血流をより立体的でリアルタイムに表示し、末梢血管の構造を直感的に理解できるようにサポートします。また、指向性を持たせることで従来のカラードブラと比べ、ビーム角度の影響を受けず小さく速い血流と、長く複雑な血管検出に対する感度を高めています。



シンプルな操作で高い信頼性と安全性を実現したセミオートタイプ滅菌器

小型高圧蒸気滅菌器 ナースエース NA-220S

商品コード KF-336

378,000円 (税込415,800円)

電源	AC/100V 50/60Hz
消費電力	1.3KVA
滅菌時間	121℃：20分 132℃：5分
乾燥方式	ドア開け乾燥
乾燥時間	30分
選択モード	121℃ 滅菌乾燥 132℃ 滅菌乾燥 121℃ 滅菌のみ 132℃ 滅菌のみ
使用水	精製水・蒸留水・水道水
外形寸法	W435mm×D530mm×H345mm
チャンバー寸法	φ220×355mm
重量	23kg
付属品	スノコ・軽量カップ

清潔

滅菌処理を行うことに附属の軽量カップで水を入れる為、常に清潔な水を使用する事で衛生的です。

安全

マイコンによるエラー診断・安全弁・漏電ブレーカー・温度ヒューズといった安全機能を装備し、トラブル発生時に適切な対応をすることができません。

簡単

スライド取っ手を使用したワンタッチ・ロック機構の採用で、ドアの開閉がスムーズです。

便利

精製水・蒸留水・水道水を使用することができます。精製水・蒸留水を使用する場合は200ccの水道水を貯水槽に注いでください。〈満水になると貯水槽満水ランプが点灯しますので排水ホースを使用して排水してください。〉



シンプルな操作で故障が少ないマイコン搭載フルオートマチック

小型卓上型高圧蒸気滅菌器 サンクレーブ SGC-1500

商品コード KF-333

342,000円 (税込376,200円)

(クラスII/特管)

本体サイズ	間口358mm×奥行505mm×高さ285mm
缶体寸法	φ150mm×270mm
仕様温度	132℃ (0.2MPa)
乾燥方法	ヒーター加熱方式
保護装置	過圧、空焚、過電流
滅菌時間	10分 乾燥時間：10分
消費電力	AC100V 50/60Hz 770W
重量	約16kg
貯水タンク容量	2L

操作は簡単

被滅菌物をセットしスタートボタンを押すだけで、注水→滅菌→乾燥までの全工程を自動運転します。

※ ドア開け乾燥時は扉を開きます。

良好な乾燥性能

乾燥ヒーターを搭載していますので良好な乾燥性能を発揮します。

※ 送風ポンプ非搭載滅菌器比べ

大きい表示ランプ

大きめの表示ランプを採用していますので、離れた場所からでも運転状況の確認が容易です。

自己診断機能

トラブルチェックはマイコンが診断。発生時はブザー音で知らせ、内容によって各々の表示ランプが点滅しますので簡単にトラブルチェックが可能です。

細心にわたる安全設計

圧力及び温度の異常上昇防止装置、定量電流安全回路等を組み込んだ安全設計ですので安心してご使用できます。



HE220



HE150

小型未包装用高圧蒸気滅菌器 スーパークレーブ HE220 フルオートタイプ

商品コード KF-325

卓上タイプ (スタンダードタイプ)

485,000円 (税込533,500円)

(クラスII/特管) 認証番号 21900BZX0027000

小型未包装用高圧蒸気滅菌器 スーパークレーブ HE150 フルオートタイプ

商品コード KF-338

卓上タイプ (スタンダードタイプ)

375,000円 (税込412,500円)

(クラスII/特管) 認証番号 21900BZX00225000

	HE220	HE150
外寸法 (ドアノブ含まず)	W440×D453×H367mm	W328×D392×H285mm
チャンバー寸法/容量	φ220×有効寸法330mm 有効容量 約12.5L	φ150×有効寸法270mm 有効容量 約4.7L
収容力	丸カスト18cm×2 平カストE-22×2 角カストL-22×1	丸カスト12cm×2
滅菌温度・時間	121℃ (20分)・132℃ (5分)	
乾燥方式・時間	ヒーター：0～99分	
電源設備	AC100V 50/60Hz	
消費電力	1,440W	650W
重量	28kg	14kg
付属品	スノコ板、排水フィルター、ナイロンたわし	



小型未包装用高圧蒸気滅菌器 スーパークレーブ HF220 フルオート送風乾燥タイプ

商品コード KF-337

卓上タイプ (スタンダードタイプ)

500,000円 (税込550,000円)

(クラスII/特管) 認証番号 21900BZX00242000

外寸法 (ドアノブ含まず)：W430×D453×H367mm
チャンバー寸法/容量：φ220×有効寸法330mm 有効容量 約12.5L
収容力：丸カスト18cm×2、平カストE-22×2、角カストL-22×1
滅菌温度・時間：121℃ (20～90分)・132℃ (5～90分)
乾燥方式・時間：ヒーター+送風：0～90分
電源設備：AC100V 50/60Hz 消費電力：1,440W 重量：27kg
付属品：スノコ板、排水フィルター、ナイロンたわし

滅菌時間・乾燥時間の変更が可能 ワンタッチ操作のフルオートタイプ

設定どおりにワンタッチで滅菌から乾燥まで行います。前回の設定を保持します。

送風ポンプ式乾燥

高性能送風ポンプ付で、最適な乾燥が得られます。

ワンタッチ操作のフルオートタイプ

設定どおりにワンタッチで滅菌から乾燥まで行います。

乾燥時間の変更が可能 (滅菌時間は固定)

保管庫・洗浄器



ホワイト



ブラウン

フィフティ・ヴィジョンリー ステアライザー (デジタルタイマー付)

商品コード KF-344A 商品コード KF-344B
ホワイト ブラウン

各 18,800円 (税込 20,680円)

サイズ	外寸	W34×D22×H25cm
	庫内寸	W26×D16.6×H17.7cm

- 便利な庫内2段式
- デジタルタイマー式ですので、つけっぱなしにはならないので、電気代の削減も可能です。
- 30分、60分、90分の3つの中からタイマー設定をお選びいただけます。
- ドアを開けた時には、目の保護用で紫外線の照射は安全停止いたします。

3段階のタイマー付きで便利なステアライザーです。

FV-209Yステアライザー消毒器 (デジタルタイマー付き) は、デジタルタイマー機能付きステアライザー (消毒器) です。使用中にドアを開けると、自動的にランプが消灯する安全機能付きなので、施術者の目にも優しい設計です。



殺菌灯付保管庫 DM-5

商品コード KF-335

39,000円
(税込 42,900円)

電源	単相 AC
定格電圧	100V
定格消費電力	13W
定格周波数	50/60Hz (切替式)
使用殺菌灯	10W 1灯
外寸法	W425×D245×H372mm
重量	7.3kg



タイジ ステリキャビ STR-35

商品コード KF-343

230,000円 (税込 253,000円)


定格電圧	単相 100V	50-60Hz
消費電力	22W	
外形寸法	W450×D419×H616mm	
庫内寸法	W350×D250×H400mm	
庫内容量	35リットル	
殺菌灯	10W×2灯 (殺菌線 253.7nm)	
モード選択	連続運転 / タイマー設定 (10～60min で調整可)	
トッテ	抗菌樹脂	
付属品	棚皿 4枚、変換プラグ 1個	
質量	15.5kg	

253.7nmの殺菌線を発生させる 10W の強力な殺菌灯を 2灯搭載 !!

抗菌樹脂のトッテで開け閉めも安心 !

連続運転と安心なタイマー運転をオペレーションに合わせて切り替え可能 !

殺菌線で安全に強力殺菌 !!



紫外線 (殺菌ランプ)

商品コード KF-208

GL15W (長) 45cm

4,180円 (税込 4,598円)

商品コード KF-209


GL10W (短) 33.5cm

3,650円 (税込 4,015円)

商品コード KF-206B

GL6W 21cm

1,900円 (税込 2,090円)



点灯管

(グロウランプ)

商品コード KF-210

FG-7P

300円 (税込 330円)



エルク滅菌バック (ロールタイプ)

商品コード KF-321A

5cm×200m

6,400円 (税込 7,040円)

商品コード KF-321D

15cm×200m

19,500円 (税込 21,450円)

商品コード KF-321B

7cm×200m

9,400円 (税込 10,340円)

商品コード KF-321E

20cm×200m

25,600円 (税込 28,160円)

商品コード KF-321C

10cm×200m

13,300円 (税込 14,630円)

※ 滅菌バック用シーラー (別売) が必要です。



SA-3



SA-4

◀ 滅菌バックホルダーを入れた場合の使用例。

滅菌バック (200枚)

商品コード KF-313A

SA-3

1,900円 (税込 2,090円)

20cm×9.5cm

商品コード KF-313B

SA-4

2,200円 (税込 2,420円)

20cm×11cm



滅菌バック用 シーラー

商品コード KF-312

22,000円 (税込 24,200円)

滅菌バックを熱により圧着させる器具。シーラーにより圧着後、オートクレーブ等で消毒いたします。



超音波洗浄器 KS-120N

商品コード KF-112

72,000円 (税込 79,200円)

外寸法	W263×D163×H225mm
槽寸法	W235×D140×H100mm
出力	60W
周波数	28kHz
タイマー	0～15分
電源	AC100V
消費電力	100VA
重量	3.0kg
付属品	カゴ



- 2つの振動子を持つ強力洗浄。左右別々の物を洗浄するにも有効です。
- 5段階オートタイマー機能
- 過熱を防ぐ保護回路 (サーモスタット) が付いた安全設計
- 取り外し可能電源コード

シチズン超音波洗浄器 SWT710

商品コード KF-115

16,000円 (税込 17,600円)

超音波周波数	40kHz
振動子	2個
寸法	約220 (幅) × 138 (奥行) × 141 (高さ) mm
質量	約1,270g、電源コード：約60g
洗浄槽内寸法	約180 (幅) × 87 (奥行) × 58 (高さ) mm
洗浄槽容量	約800mL、上限基準線：約650mL、下限基準線：約200mL
タイマー	5段階 (60秒、120秒、180秒、240秒、300秒)

中
小

ハリ皿

商品コード KH-405

中
1,200円 (税込1,320円)13×6cm
ステンレス製

商品コード KH-406

小
1,100円 (税込1,210円)12×5cm
ステンレス製大
小

舟型波付針シャーレ

商品コード KH-401

大
1,550円 (税込1,705円)13.9×8.9cm
ステンレス製

商品コード KH-402

小
1,400円 (税込1,540円)12×6.4cm
ステンレス製

舟型シャーレ

商品コード KH-442

950円 (税込1,045円)

11×3.5cm ステンレス製

13.5×4.5cm
ステンレス製

鍼シャーレ波型

商品コード KH-444

1,000円 (税込1,100円)

商品コード KH-444B

シャーレのフタ (右側)

1,000円 (税込1,100円)

商品コード KH-444C

フタ付セット

1,500円 (税込1,650円)



針灸具バット

商品コード KH-418

(手札) 15.8×12.8×2.5cm

1,150円 (税込1,265円)

商品コード KH-421

(15枚取) 29.7×23.2×5cm

2,350円 (税込2,585円)

商品コード KH-419

(キャビネ) 21×17×3cm

1,450円 (税込1,595円)

商品コード KH-422

(12枚取) 32.5×26×5.3cm

2,800円 (税込3,080円)

商品コード KH-420

(21枚取) 24.8×20.7×3.8cm

1,850円 (税込2,035円)



フタ付バット (両面使用可)

商品コード KH-430

1号 21×15×4cm

3,300円 (税込3,630円)

商品コード KH-433

4号 30×24×4cm

5,200円 (税込5,720円)

商品コード KH-431

2号 24×18×4cm

3,800円 (税込4,180円)

商品コード KH-434

5号 33×27×4cm

6,500円 (税込7,150円)

商品コード KH-432

3号 27×21×4cm

4,300円 (税込4,730円)



綿球容器

商品コード KF-525

φ10×5.7cm

2,960円

(税込3,256円)

商品コード KF-524

φ9×5.5cm

2,700円

(税込2,970円)



膿盆

商品コード KF-517

(大) 22.5×12.5cm

800円 (税込880円)

商品コード KF-515

(小) 20×10.7cm

600円 (税込660円)

商品コード KF-516

(中) 21.5×11.5cm

700円 (税込770円)



針具皿

商品コード KH-409A

(8インチ) 14×20×1.5cm

900円 (税込990円)

商品コード KH-409C

(10インチ) 17.5×26×1.6cm

1,100円 (税込1,210円)

商品コード KH-409B

(9インチ) 15.5×22×1.5cm

1,000円 (税込1,100円)

商品コード KH-409D

(11インチ) 20.5×28.5×1.7cm

1,200円 (税込1,320円)



ステンレスシャーレ

商品コード KH-423

1,430円 (税込1,573円)

φ9×2cm ステンレス製



ステンレス万能ツボ

商品コード KF-521

大

3,700円 (税込4,070円)

8×9cm 500cc



商品コード KF-522

中

3,100円 (税込3,410円)

7×7.5cm 250cc



商品コード KF-523

小

2,460円 (税込2,706円)

5×6cm 125cc



ハンドラップ

商品コード KF-509

150cc

2,000円 (税込2,200円)



万能ツボ (ガラス) 500cc

商品コード KF-513

透明

7,000円 (税込7,700円)

9×11cm

商品コード KF-514

茶

7,000円 (税込7,700円)

9×11cm



万能ツボ (ガラス) 250cc

商品コード KF-513B

透明

4,500円 (税込4,950円)

7.5×9cm

商品コード KF-514B

茶

4,500円 (税込4,950円)

7.5×9cm



ガラス管 (耐熱性)

商品コード KH-417C

10本

2,000円 (税込2,200円)

外径16.5×100mm ゴムキャップ付



プラスチック管 (A)

商品コード KH-417A

(針入れ) 丸底

20本

2,200円 (税込2,420円)

外径14×100mm

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

カミバン・

灸用品

検査測定

滅菌消毒

オイル・

マクラ・

治療室

模型・

吸玉

治療器

温熱

健康維持・

テーピング

治療補助

トレーニング

健康器具

開業準備

索引

消毒（防護）

医薬品 速乾性手指消毒剤

ヒビスコールS

忙しい中で行われる手指消毒は、簡便で、効果の確実なことが重要です。

サラヤのご提案「ヒビスコールS」と専用の「加圧噴射式手指消毒器」による噴射法は、この条件に適した手指消毒法です。

噴射ポンプ付



500mL

1L

補充用



5L

ヒビスコールS

商品コード 801-101

500mL
2,470円
(税込 2,717円)

商品コード 801-103

5L
18,480円
(税込 20,328円)

商品コード 801-102

1L
4,140円
(税込 4,554円)

外観：無色透明液体
臭気：エタノール臭
比重：0.855～0.875 (d 15)
濃度：滅菌剤濃度 0.18～0.22%

ノンエンベロープウイルス®を含む、幅広い微生物に効果的

アルコールベースの手指消毒剤です。PHを酸性に調整しており、ノンエンベロープウイルスを含む幅広い微生物に作用します。

※脂質膜構造を持たず、一般的に消毒剤抵抗性が高いウイルス

使い心地のよい低粘度ジェル

べりが良く、手指にすばやく広がります。べたつかず、さらとした使い心地で、使用後も作業の妨げになりません。

手荒れに配慮

保湿成分としてグリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、アラントインを配合し、手荒れに配慮しています。



60mL

250mL ポンプ付

500mL 扁平 ポンプ付

ウィル・ステラVHジェル

商品コード KF-291D

60mL
320円
(税込 352円)

商品コード KF-291C

500mL
1,700円
(税込 1,870円)


商品コード KF-291B

250mL
1,090円
(税込 1,199円)

指定医薬部外品

ノンエンベロープウイルスに効く

ノンエンベロープウイルスで汚染された手に対する効果（作用時間15秒）



アルペット 手指消毒用

商品コード KF-649

1L 噴射ポンプ付
1,520円 (税込 1,672円)

商品コード KF-650

5L
6,530円 (税込 7,183円)

指定医薬部外品

Etak フルプロテクション ZERO 業務用2L

商品コード KB-363

容量 2L
5,500円 (税込 6,050円)

除菌バリアが
長時間持続!
細菌・ウイルス 気になる所に!!



ノンエンベロープウイルスなどのアルコール抵抗性ウイルスにも効果的な手指消毒剤です!

有効成分
エタノール

添加物
リン酸

有効成分エタノールに、添加物としてリン酸を配合した弱酸性の速乾性すり込み式手指消毒剤であり、ウイルス（ノンエンベロープウイルス・エンベロープウイルス）・一般細菌・真菌等、広範囲な微生物に対して迅速な作用が期待できます。



ラビショット

商品コード 801172N

500mL
1,300円 (税込 1,430円)

商品コード 801173N

1000mL
1,650円 (税込 1,815円)

第3類医薬品 弱酸性

ユタカ アルコール70

商品コード KF-638

5L
お渡し価格
3,000円
(税込 3,300円)

エタノール濃度 約70～72% (vol)

※ 医薬品ではありません。



サラサイド 除菌クロス

商品コード KF-286A

80枚入容器
560円 (税込 616円)

サイズ：140×210mm/1枚



ベッド廻りを
これ1枚で洗浄・除菌
細菌・ウイルスを
強力に除去
タンパク汚れ、油脂汚れ
にも効果を発揮

エタノール
第四級
アンモニウム
アルカリ剤
塩

3つの成分が相乗
作用を発揮します!!

プロテクト X2

商品コード KF-275B

250mL
3,990円
(税込 4,389円)



皮膚保護
クリーム

保護作用を強化しました

従来の皮膚保護クリームには見られない、保護膜成分を3種類配合した製品です。手洗い・消毒による皮膚への刺激を、しっかりブロックします。

皮膚をすこやかに保ち、うるおいを与える成分を配合しました
医薬部外品としての有効成分を2種類配合して、ひび、あか切れ、しもやけを防ぎますので、いっそうすこやかな手肌で医療・介護業務にお取り組みください。

爽やかな使用感を実現しました
保護効果と使用感のバランスをとることの難しさを解決しました。さらさらとしつりの絶妙なバランスを実感してみてください。



サラヤ サージカルマスク 50枚ホワイト

商品コード KF-627A

50枚
850円（税込935円）

【サイズ（フリーサイズ）】
W175mm×H95mm

【素材】
ポリプロピレン不織布（本体、
フィルター）、ポリエステル
（イヤーストラップ）、ポリエチ
レン（ノーズピース）



医療用マスクの
米国規格
ASTM-F2100-19 適合



クーリンマスク

商品コード KF-632

1本 50mL

700円（税込770円）

【原材料】エタノール、水
天然メントール、ハッカ油

100%
天然の
香り

マスクにワンプッシュ

エタノールと天然メントール
配合のミントスプレー

天然メントール配合、エタノール
77%配合の冷感&除菌マスク
用スプレーです。
マスクを手を持ち、外側からワ
ンプッシュするだけでOK。
エタノール配合で、不織布マス
クにも浸透。
小さいですが、1プッシュだけ
で強烈な爽快感！
300プッシュ以上使用できるの
で、マスク以外の消臭や、家庭
の虫除けにもお気軽に。



New タウパービアンカS （ペーパータオル）

商品コード KF-293

1箱7,000枚入り（200枚×35袋）

7,000円（税込7,700円）

サイズ：220×170mm（2つ折）
再生紙




※ 初回注文の場合、
ペーパーホルダーが
サービスで付きます。▶



指先から手首まで
フィット!

介護・調理・清掃などの作業に最適
優れた強度と伸び率!

プラスチック
グローブ
CPEグローブ



イワツキ CPEグローブ

商品コード KF-631

100枚入

L（幅110mm×長さ255mm）

各700円（税込770円）

ラテックスフリー
パウダーフリー
※ 取扱いはLサイズのみとなります。

装着しやすい
内エンボス加工

食品衛生法適合



薄手
200枚入

左右兼用

●ラテックスフリー
●パウダーフリー

長さ 240mm
厚さ 指部：0.06mm以上
掌部：0.05mm以上

タケトラ® ニトリル手袋

商品コード KF-230

200枚入

各2,100円（税込各2,310円）

【クラスⅠ】

サイズ	全長×手のひらの幅
SS	240mm× 78mm
S	240mm× 85mm
M	240mm× 97mm
L	240mm×106mm

様々な処置や検査に使える
レギュラータイプ



●パウダーフリー
●ラテックスフリー
●左右兼用

厚み：
指先 0.06mm
掌 0.05mm

極薄素材を採用し、
しなやかなフィット感を実現

サラヤ ニトリルグローブ ソフトフィット

商品コード KF-294

250枚入

各3,000円（税込3,300円）

【クラスⅠ】

サイズ	全長×手のひらの幅
XS	230mm× 75mm
S	230mm× 85mm
M	230mm× 95mm
L	230mm×105mm



針の刺入の際、
親指と人指指に装着

クリーンフィング（ラテックス製）

商品コード KF-274

Sサイズ（1袋4指入×100袋入）

内径約15mm、厚さ0.1mm、長さ63mm

商品コード KF-223

Mサイズ（1袋4指入×100袋入）

内径約18mm、厚さ0.1mm、長さ63mm

商品コード KF-224

Lサイズ（1袋4指入×80袋入）

内径約20mm、厚さ0.1mm、長さ70～75mm

各5,000円（税込5,500円）



指サック

商品コード KF-295

大 18φ 1000個入

商品コード KF-296

小 15φ 1000個入

各4,500円
（税込4,950円）

日本製



日本製



65g



210g

一光の スキนครーム

商品コード KF-618

65g

1,200円（税込1,320円）

外寸：57×34×122mm
重量：76g（容器含む）

商品コード KF-617

210g

2,200円（税込2,420円）

外寸：87×87×62mm
重量：280g（容器含む）

こってりなのにベタつかない。

11種類のハーブエキス配合。

お肌によく植物エキスを集め、クリームにしました。



滅菌

小児滅菌

粒滅菌

アルコール

ピカミセ

食品衛生

検査測定

滅菌・消毒

オイル

マクド

治療室

ボスター

吸玉

治療器

温熱

健康維持

管理

テレーン

治療補助

トレーニング

健康器具

開業準備

索引



湿性導子パッド専用除菌洗浄液 パッドクリーナー

商品コード KF-273

2Lボトル

4,100円（税込4,510円）

成分：サリチル酸、界面活性剤

湿性導子パッド専用の除菌 洗浄液『パッドクリーナー』

パッドクリーナーの特徴

- 優れた洗浄力を持つ界面活性剤にサリチル酸を配合し、除菌効果をプラスしました。
- 素材（導子パッド）に対する影響が少ない配合です。
- 泡切れがよく、使いやすい洗浄液です。

無リン

低周波治療器用導子パッドの汚れや雑菌をそのまま放置すると、パッドにぬめりが生じ、また、雑菌の繁殖による悪臭や感染の原因となります。

低泡性

この『パッドクリーナー』は、デリケートな湿性導子パッドを除菌洗浄する専用の洗浄液です。整骨院などでご利用ください。



ChuChu チュチュつけるだけ

商品コード KF-641

1100mL

1,100円（税込1,210円）

つけるだけ

1回の調製で24時間有効

器具をよく洗ってからしっかりすすぎ、調製液に1時間以上つけてください。

ゴム製品は1時間を目安に取り出すことをおすすめします。

商品の裏面には、1L、3Lの調製液の作り方を記載しております。（125ppm）

安全

すすぎ不要

簡単

経済的

チュチュつけるだけの特徴

- 1回の調製で24時間有効。
- 食品添加物：次亜塩素酸ナトリウム 製剤1w/v%
- ドボットででない中栓付き。
- キャップの内側に計量目盛付き。



500mL



4L



タイサリート・プラス 詰め替用

商品コード KF-284B

480mL×4袋

4,200円（税込4,620円）

サリチル酸 配合



●サリチル酸 配合



2L



4L

器具防錆清浄液 タイフレッシュ・エースNeoⅡ

商品コード KF-285A

2L

6,500円（税込7,150円）

商品コード KF-285B

4L

12,800円（税込14,080円）

- NAP-30 (N-アルキルアミノプロピルグリシン)
- サリチル酸
- 非イオン界面活性剤
- 防錆材



衣類用洗浄剤 タイフレッシュ・ユニV

商品コード KF-215C

2L

3,800円（税込4,180円）

成分：NAP-30 (N-アルキルアミノプロピルグリシン)、高級アルコール系界面活性剤、香料

オレンジの香り



タイフレッシュ・アルコール液

商品コード KF-292

2L

5,400円（税込5,940円）

成分：NAP30 (N-アルキルアミノプロピルグリシン)、エタノール、イソプロピルアルコール、その他

エタノール

NAP-30

世界各国の
オリンピック選手が
ベストコンディション
作りに愛用



天然100%だから
体にやさしい

エミューオイル
100%



Sサイズ

Mサイズ

Lサイズ

LLサイズ

オイル・クリーム・ジェル


オイル・オブ・
エミュー

商品コード KF-621A
S (20mL)
1,800円 (税込1,980円)

商品コード KF-621B
M (85mL)
3,500円 (税込3,850円)

商品コード KF-621C
L (285mL)
8,950円 (税込9,845円)

商品コード KF-621D
LL (1000mL)
26,000円 (税込28,600円)



BODY RUB
(ボディラブ)

商品コード KF-621F
35g
2,750円
(税込3,025円)

商品コード KF-621G
90g
5,500円
(税込6,050円)

オイル・オブ・エミュー
(エミューオイル) に天
然エッセンシャルオイル
をブレンドしたリッチか
つ爽やかなラブです。



ユーカリ
プタスブレンド

商品コード KF-621E
120mL
3,600円 (税込3,960円)

エミューオイルとユー
カリプタスオイルを中
心にブレンドした自然
派スキンケア&ボディ
ケアオイルです。



オイル・オブ・
エミュー・
ソープバー
(顔・全身用)

商品コード KF-621H
100g
1,000円
(税込1,100円)

『エミューオイル』で
作った、どなたでも
やさしく使える自然
派石鹸



チューブ
(120g)

徳用ボトル
(500g)

業務用ボトル
(1,000g)

Ray アイスシャープ ファスト

商品コード KF-657A
チューブ (120g)
2,700円
(税込2,970円)

商品コード KF-657B
徳用ボトル (500g)
10,000円
(税込11,000円)

商品コード KF-657C
業務用ボトル (1,000g)
20,000円
(税込22,000円)

爽やかな切れ味の冷却感をお試しください。

Refreshing
爽やかに香る
ボディーリフレッシュジェ
ル

お風呂上がりのひと時に・・・
透き通るように爽やかな香りと、
しみとおる冷却感で身体を包
み込んでくれます。塗布後は
リラックスしたポジション
でおくつろぎください。

All seasons
季節を選びません

徐々に伝わる冷却感で季節を
選ばずお使いいただける「オー
ルシーズンタイプ」となっており
ます。

Gel Type
使いやすい使用感
サラサラした使用感/匂いが
残りません/冷却感が長続きし
ます
運動後のクールダウン・テー
ピングの下地にもご活用くだ
さい。

Technology
品質を重視した技術力
精製技術・抽出技術を駆使し
た成分を使用しております。

Formula
配合成分を厳選しました
マテチャ葉エキス
皮膚コンディショニング剤として配合
クチナシ果実エキス
保湿剤、着色剤として配合



クーリンジェル

商品コード KF-609A
700g + 詰替えパック
10,800円
(税込11,880円)



クーリンジェル

商品コード KF-609B
70g (12本入り)
15,600円
(税込17,160円)

クーリンジェルは日本国内で製造しています。
容器を含め安心の日本製です。

オイル・クリーム

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

カミハシ

灸用品

検査測定

滅菌消毒

オイル・

ベッド・

治療室

ボスター

吸玉

治療器

温熱

健康管理

テレー

治療補助

トレーニング

健康器具

開業準備

索引



KANA BABY OIL (カナ ベビー オイル)

商品コード KF-646
1000mL
2,800円 (税込3,080円)

ポンプ(ストッパー付)タイプ

MADE
IN
JAPAN

【無添加】

エタノール
石油系界面活性剤
香料
シリコン
紫外線吸収剤
防腐剤(パラベン)
タール色素

【全成分】

ミネラルオイル
コメヌカ油
オリーブ果実油
ホホバ種子油
ゴマ油
トコフェロール
(天然ビタミンE)



特長 1

安定性の高いミネラルオイルを
主成分にした、肌なじみのよい
マッサージオイルです。



特長 2

厳選された植物オイルを多数配合
したオリジナルブレンドで、さ
らっとした塗り心地で、のびがよ
く、肌を整え、潤いを保ちます。



特長 3

化学合成原料を一切使っていな
いナチュラル処方です。



CIANA ST マッサージ クリーム

商品コード KF-615
200g
2,200円 (税込2,420円)

肌に潤いを与え、マッサージとの
相乗効果で痛みや硬さを和らげる

【香り】グレープフルーツ
【滑り】少量でよく伸びる、しっとり
【拭き取り】ほぼ不要
【おすすめの手技】ディープティッシュ
マッサージなど



CIANA ハイブリッドマッサージ ジェルクリーム

商品コード KF-643
200g
3,400円 (税込3,740円)

多機能タイプのマッサージジェル
クリーム

【香り】シトラスフローラル
【滑り】ジェルクリーム
少量でよく伸びる
【拭き取り】ほぼ不要
【おすすめの手技】マッサージ全般



CIANA マッサージ ホットジェル

商品コード KF-644
200g
2,600円 (税込2,860円)

血行不良を改善する成分で
マッサージ後もボカボカがつづく

【香り】グレープフルーツ
【滑り】ジェルタイプ、
浸透性あり
【拭き取り】不要
【おすすめの手技】四肢、局所



CIANA マッサージ クールローション

商品コード KF-645
200g
2,600円 (税込2,860円)

クールダウンが必要な筋肉や
局所をしっかり癒すメンテナン
スグッズ

【香り】
メントール
【滑り】
ローションタイプ、
浸透性あり
【拭き取り】
不要
【おすすめの手技】
四肢、局所



CIANA ベーシック マッサージオイル

商品コード KF-642
1L
7,200円 (税込7,920円)

安心の国産原料なのに低価格
精油を混ぜて使えるキャリア
オイル

【香り】
無香
【滑り】
少量で肌なじみがよい
【拭き取り】
不要(使用量による)
【おすすめの手技】
マッサージ全般、
アロママッサージなど



120g



業務用 800g



詰め替え用 800g

筋肉
疲労に

腫れ・
熱に

冷涼感の
持続

テーピング
前に

メダリスト アイピージェル

商品コード KF-640A
120g
3,000円 (税込3,300円)

商品コード KF-640B
業務用 800g
15,000円 (税込16,500円)

商品コード KF-640C
詰め替え用 800g
13,000円 (税込14,300円)



ドリーム 500
(馬油40%)
〈マッサージクリーム〉
グリーンラベル 500g入

商品コード KF-551
3,800円 (税込4,180円)

商品コード KF-551B
1箱12入
45,600円 (税込50,160円)



ドリーム 430
(馬油40%)
〈マッサージクリーム〉
レッドラベル 430g入

商品コード KF-552
3,800円 (税込4,180円)

商品コード KF-552B
1箱12入
45,600円 (税込50,160円)



ドリームウィング
(馬油40%)
〈クール&テープ〉
イエローラベル 270g入

商品コード KF-553
3,500円 (税込3,850円)

商品コード KF-553B
1箱24入
84,000円 (税込92,400円)



ミネラルマッサージオイル

大容量
5L

商品コード KF-651

ベーシック

7,800円 (税込8,580円)

商品コード KF-652

グレープフルーツ

商品コード KF-653

ラベンダー

各8,980円 (税込9,878円)

内容量：5000mL ポンプ別売り

(別売)

ミネラルマッサージオイル5L用ポンプ

商品コード KF-656

250円 (税込275円)

※ポンプのみの購入は不可

ベーシック

フェイシャル用

ボディ用

エイジングに効果的なマカダミアナッツオイル、ビタミンEを配合した無香料透明のブレンタイプ。

グレープフルーツ

ボディ用

グレープフルーツオイル配合

柑橘系の爽やかな香りにグレープフルーツ配合。柑橘系の香りは比較的他な香りよりも好まれる香り。気分をリフレッシュさせリラックス効果が高まります。

ラベンダー

ボディ用

ラベンダーオイル配合

高い安全性で人気のラベンダー。肌を正常に落ち着かせながら、優しい香りです。深いリラックス感を誘います。

ローズ

ボディ用

ローズオイル配合

優れた保湿効果で肌のキメを整えるオイルです。ローズの優雅な香りが体のリズムを整え、安らぎを与えます。

イランイラン

ボディ用

イランイランオイル配合

甘くフローラルなエキゾチックな香りのイランイラン配合のオイルで、緊張やストレスで凝り固まった心やからだを解きほぐします。



クリーム
タイプ

メタックス クリームb

商品コード KF-647A

65g

2,300円 (税込2,530円)

商品コード KF-647B


250g

4,400円 (税込4,840円)

内容成分：水、BG、パルミチン酸イソプロピル、(アクリル酸ヒドロキシエチル/アクリロイルジメチルタウリンNa)コポリマー、グリセリン、イソヘキサデカン、スクワラン、コロイド性金、コロイド性パラジウム、グリチルリチン酸2K、スビルリナマキシマエキス、オランチャオキトリウムリナムム、油エキス、クロレラエキス、アスパラギン酸Mg、オレンジ花水、オレンジ油、他



65g



250g

べたつきにくく、塗った後もしっとり

- ◆日常のボディケアに
- ◆しっかりマッサージしたい時に

柑橘系の香り



120mL

480mL



1000mL (替换用)

スツツとなじんで、塗った後もサラサラ

- ◆日常のボディケアに
- ◆お風呂上がりのスキンケアに

ローション
タイプ

メタックス ローションb

商品コード KF-648A

120mL

1,700円 (税込1,870円)

商品コード KF-648B

480mL


3,600円 (税込3,960円)

商品コード KF-648C

1000mL (替换用)

4,500円 (税込4,950円)

内容成分：水、BG、パルミチン酸イソプロピル、スクワラン、マルチオール、コロイド性金、コロイド性パラジウム、ライム種子エキス、クロレラエキス、スビルリナマキシマエキス、アスパラギン酸Mg、アスパラギン酸K、オレンジ花水、オレンジ油、酢酸トコフェロール、他



スクワラン (業務用)

商品コード KW-638A

1,000mL

17,500円 (税込19,250円)

全身に使える美容オイル

スクワランは、深海にすむサメ類の肝油からとれる無添加、無色、透明のオイル。人間の表皮脂質にも含まれ、肌への浸透性が高く伸びがあります。エステスクワランはそのまま美容オイルとして利用していただくことが出来ますが、ナチュラルボディオイルに混ぜて使っていただいても良いと思います。乾燥時期やお風呂上りにお肌や髪の毛につけていただくと潤いがです。



ジョンソン ナチュラルベビーパウダー

商品コード KF-587B

100g

498円 (税込548円)

お風呂上がり、汗ばんでいるときに、お肌を清潔に保ち、サラッとした感覚で肌をマッサージいたします。



箱入詰め替え用タルク

商品コード KF-504

500g

875円 (税込945円)

軽減税率対象



ひざぽかホットゲル

商品コード KF-610A

チューブ入り (100g)

2,500円 (税込2,750円)

商品コード KF-610B

業務用ボトル入り (300g)

6,000円 (税込6,600円)

冷えからくるひざの痛み

- 温感成分としては香料の一種であるバニリルアルコールエチレンで、カプサイシン(トウガラシエキス)を一切使用せず、きつい刺激感(ヒリヒリ・ビリビリ)が少ない。
- グルコサミン・コンドロイチン・MSMと天然成分配合



業務用
ボトル入り
(300g)



チューブタイプ (70g)



ボトルタイプ (350g)

温感マッサージジェル 温Qジェル

商品コード KF-634A

チューブタイプ (70g)

1,980円 (税込2,178円)

商品コード KF-634B

ボトルタイプ (350g)

6,600円 (税込7,260円)

温感成分配合

温感成分配合で、塗ってマッサージするとじんわり温か。カプサイシンは使用していません。

ヨモギエキス配合

ヨモギエキスを配合。ヨモギエキスに含まれる成分は保湿力に優れ、肌を引きしめる働きがあり美肌づくりに役立つといわれています。

保湿成分配合

高い保湿力を持つヒアルロン酸・関節の軟骨に含まれるコンドロイチン・グルコサミンを配合！

心地よい温かさ

温Qジェルはお肌に塗ってマッサージするとじんわり温かさが継続する温感マッサージジェルです。サラッとしてべとつかない使用感でうるおいながら優しく浸透。ヨモギエキスや、ヒアルロン酸などの保湿成分を配合しています。

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

ピカミバン
ピロセチン

灸用品
灸用品

検査測定

滅菌消毒

オイル
オイル

ベッド
マクラ

治療室
設備

ボスター
モデル

吸玉

治療器

温熱

健康維持
管理

テレーン
用品

治療補助
用品


トレーニング

健康器具


開業準備

索引

治療用昇降ベッド



オリジナルレザー（18色よりお選びいただけます。）メディカル専用として開発された実績のあるベーシックなビニルレザーです。



耐アルコール機能・耐次亜塩素酸機能・抗菌機能・防汚機能・難燃機能・RoHS対応

電動ハイローベッド

商品コード KT-195

無孔

242,500円 (税込266,750円)

商品コード KT-195B

有孔

250,000円 (税込275,000円)

サイズ (cm): 幅50・55・60・65・70 長さ180 高さ45～83
※幅75・80・85 長さ170・190・200 高さ40～78・50～88・55～93は特注となります。金額はお問い合わせください。
重量: 約50kg クッション厚: 4cm

オリジナルレザー（18色対応）※レザー色をご指定ください。

- 電動旋回昇降式で高さを調節できるフットスイッチ操作の定番モデル。
- 静音性及び耐久性の高品質なハイパワー電動アクチュエーターを採用。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルジャスター付き。

電動EXベッド

商品コード KT-787A

無孔

260,000円 (税込286,000円)

商品コード KT-787B

有孔


267,500円 (税込294,250円)

サイズ (cm): 幅50・55・60・65・70 長さ180 高さ45～83
※幅75・80・85 長さ170・190・200 高さ40～78・50～88・55～93は特注となります。金額はお問い合わせください。
重量: 約50kg クッション厚: 4cm

オリジナルレザー（18色対応）※レザー色をご指定ください。

- 2つの高さを記憶できるポジションメモリー機能付きフットスイッチ。
- 電動旋回昇降式で高さを調節できるフットスイッチ操作の電動施術台。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルジャスター付き。

※ハイスピードモーター採用



オリジナルレザー（18色よりお選びいただけます。）メディカル専用として開発された実績のあるベーシックなビニルレザーです。



耐アルコール機能・耐次亜塩素酸機能・抗菌機能・防汚機能・難燃機能・RoHS対応

電動ボディベッド

商品コード KT-001A

無孔

180,000円 (税込198,000円)

商品コード KT-001B


有孔

187,500円 (税込206,250円)

サイズ (cm): 幅60・65・70 長さ180 高さ45～81
※長さ190は特注となります。金額はお問い合わせください。
重量: 約50kg クッション厚: 6cm

オリジナルレザー（18色対応）※レザー色をご指定ください。

- 昇降シリーズ史上初の脚部現地組立式を採用し梱包をコンパクト化。
- 柔らかめのウレタンとかどまる加工シートで心地よい院内環境を演出。
- 脚部フレームを内側に加工して頭部側・脚側からの施術効率をアップ。



オリジナルレザー（18色よりお選びいただけます。）メディカル専用として開発された実績のあるベーシックなビニルレザーです。



耐アルコール機能・耐次亜塩素酸機能・抗菌機能・防汚機能・難燃機能・RoHS対応

電動ライトベッド

商品コード KT-789A

無孔

180,000円 (税込198,000円)

商品コード KT-789B

有孔

187,500円 (税込206,250円)

サイズ (cm): 幅60・65・70 長さ180 高さ45～81
※長さ190は特注となります。金額はお問い合わせください。
重量: 約47kg クッション厚: 4cm

オリジナルレザー（18色対応）※レザー色をご指定ください。

- 開業を支援する実用性の高い旋回昇降式の廉価版電動ハイローベッド。
- 信頼性及び静音性が高い廉価版専用モーターを採用。フットスイッチ式。
- 2色のレザーカラーを選択する三角縫製加工付きシート（天板）を採用。

※シートは本体カラーと三角縫製カラーをご指定ください。



オリジナルレザー（18色よりお選びいただけます。）メディカル専用として開発された実績のあるベーシックなビニルレザーです。



耐アルコール機能・耐次亜塩素酸機能・抗菌機能・防汚機能・難燃機能・RoHS対応



任意のポジションをメモリー設定できるプリセット&オートリターン機能搭載タイプ。

- 45cmの低初高で患者さんの乗り降りの負担を軽減。
- 座位・立位の両ポジションに対応する、50cmの昇降ストローク。
- メモリーしている2つの高さまでワンタッチで移行できる、プリセット&オートリターン機能を装備。
- 本体作動時のショックを和らげるソフトスタート・ストップ機構搭載。

※写真の天板カラーはパープルブルーです。

天板カラー全24色

ホワイト	ミントブルー	ブラック	茶緑	キャメル	フロスグリーン	コーラルピンク	アルドブルー	イエロー	ローズミスト	アイボリー	ブラウン
ライトグリーン	リーフグリーン	ベージュ	スカーレットレッド	ブラック(黒ドット)	オーシャンブルー	ライトブラウン	レッド	パープルブルー	ベビーピンク	マンダリンオレンジ	インディゴブルー

一般診療対応

プリセット オートリターン
ソフトスタート・ストップ

診察台 EX-CS3N

商品コード KT-083A
天板サイズ 1900×600mm
商品コード KT-083B
天板サイズ 1900×650mm
商品コード KT-083C
天板サイズ 1900×700mm
各 **315,000円** (税込 346,500円)

商品コード KT-083D
天板サイズ 1900×800mm
350,000円 (税込 385,000円)

天板寸法：天板タイプにより異なります
質量：102kg (天板サイズ700×1900mmの時)
シート昇降範囲：450～950mm

※別途 納品設置料金 (基本料金 30,000円)



様々な用途に活かせるスタンダードタイプ。

- スムーズな作動を実現した電動油圧機構を採用。
- 45cmの低初高で患者さんの乗り降りの負担を軽減。
- 座位・立位の両ポジションに対応する、50cmの昇降ストローク。
- ワンタッチで最低位まで下降するオートリターン機能を搭載。また、メモリー設定を変更すれば、任意のポジションへワンタッチで移行するプリセット機能としても使用可能。

※写真の天板カラーはライトグリーンです。

天板カラー全24色

ホワイト	ミントブルー	ブラック	茶緑	キャメル	フロスグリーン	コーラルピンク	アルドブルー	イエロー	ローズミスト	アイボリー	ブラウン
ライトグリーン	リーフグリーン	ベージュ	スカーレットレッド	ブラック(黒ドット)	オーシャンブルー	ライトブラウン	レッド	パープルブルー	ベビーピンク	マンダリンオレンジ	インディゴブルー

一般診療対応

オートリターン


診察台 EX-CS2N

商品コード KT-066A
天板サイズ 1900×600mm
商品コード KT-066B
天板サイズ 1900×650mm
商品コード KT-066C
天板サイズ 1900×700mm
各 **295,000円** (税込 324,500円)

商品コード KT-066D
天板サイズ 1900×800mm
330,000円 (税込 363,000円)

天板寸法：天板タイプにより異なります
質量：102kg (天板サイズ700×1900mmの時)
シート昇降範囲：450～950mm

※別途 納品設置料金 (基本料金 30,000円)



オリジナルレザー(18色よりお選びいただけます。) メディカル専用として開発された実績のあるベーシックなビニルレザーです。

白	クリーム	アイボリー	スカイブルー	ライトブルー	メディカルブルー	ピンク	レッド	イエロー	オレンジ	ライトグリーン	ライムグリーン	抹茶	グレイ	ライトブラウン	茶	黒
---	------	-------	--------	--------	----------	-----	-----	------	------	---------	---------	----	-----	---------	---	---

耐アルコール機能・耐次亜塩素酸機能・抗菌機能・防汚機能・難燃機能・RoHS対応

手動式ハイローベッド

商品コード KT-814A 無孔 **178,000円** (税込 195,800円)
商品コード KT-814B 有孔 **185,500円** (税込 204,050円)

サイズ (cm)：幅 50・55・60・65・70 長さ 180 高さ 45～83
※幅 75・80・85 長さ 170・190・200 高さ 40～78・50～88・55～93は特注となります。金額はお問い合わせください。

重量：約45kg クッション厚：4cm

オリジナルレザー(18色対応) ※レザー色をご指定ください。

- 手動旋回昇降式で高さを調節できるクランク式ハンドル操作の施術台。
- 回転操作で昇降できる簡単設計。施術の邪魔にならない収納ハンドル。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルジャスター付き。

※人を乗せた状態での高さ調節はお避けください。



オリジナルレザー(18色よりお選びいただけます。) メディカル専用として開発された実績のあるベーシックなビニルレザーです。

白	クリーム	アイボリー	スカイブルー	ライトブルー	メディカルブルー	ピンク	レッド	イエロー	オレンジ	ライトグリーン	ライムグリーン	抹茶	グレイ	ライトブラウン	茶	黒
---	------	-------	--------	--------	----------	-----	-----	------	------	---------	---------	----	-----	---------	---	---

耐アルコール機能・耐次亜塩素酸機能・抗菌機能・防汚機能・難燃機能・RoHS対応

油圧式昇降ベッド

商品コード KT-831A 無孔 **230,000円** (税込 253,000円)
商品コード KT-831B 有孔 **237,500円** (税込 261,250円)

サイズ (cm)：幅 50・55・60・65・70 長さ 180 高さ 45～83
※幅 75・80・85 長さ 190・200 高さ 40～78・50～88・55～93は特注となります。金額はお問い合わせください。

重量：約50kg クッション厚：4cm

オリジナルレザー(18色対応) ※レザー色をご指定ください。

- 足踏みペダルの操作で簡単に高さ調節ができる油圧式操作の施術台。
- 高品質ハイパワー油圧式シリンダーを採用。片側フットペダル操作式。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルジャスター付き。

※人を乗せた状態での高さ調節はお避けください。

治療用ベッド



- 治療院から病院・クリニックの診察室まで幅広く活躍している施術台。
- ベッド脚部を内側に取り付けることで頭足側のスムーズな施術を実現。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

オリジナルレザー（18色より選びいただけます。） メディカル専用として開発された実績のあるベーシックなビニルレザーです。




耐アルコール機能・耐次亜塩素酸機能・抗菌機能・防汚機能・難燃機能・RoHS対応



- 強度を必要とする施術にお薦めるH型脚部を採用したDXベッド。
- ベッド脚部を内側に取り付けることで頭足側のスムーズな施術を実現。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

オリジナルレザー（18色より選びいただけます。） メディカル専用として開発された実績のあるベーシックなビニルレザーです。



耐アルコール機能・耐次亜塩素酸機能・抗菌機能・防汚機能・難燃機能・RoHS対応



- ほんのりとした暖かさを実現する温熱シート内蔵の強化型DXベッド。
- 温度の強弱を設定できるスライドボリューム式コントローラー付き。
- 強度レベルをアップした上段H型脚部。オリジナルアジャスター付き。

オリジナルレザー（18色より選びいただけます。） メディカル専用として開発された実績のあるベーシックなビニルレザーです。



耐アルコール機能・耐次亜塩素酸機能・抗菌機能・防汚機能・難燃機能・RoHS対応



- うつ伏せ時に快適な埋込式アーフェイスマット付き。
- フラットな無孔ベッドとしても利用が可能な埋込式無孔マット付き。
- 強度を必要とする施術にお薦めるH型脚部を採用したDXベッド。

オリジナルレザー（18色より選びいただけます。） メディカル専用として開発された実績のあるベーシックなビニルレザーです。




耐アルコール機能・耐次亜塩素酸機能・抗菌機能・防汚機能・難燃機能・RoHS対応



- 最高級のクッション性を実現した高反発・高密度ウレタンを標準装備。
- 極上の風合いを体感できるマット仕上げのソフト合皮レザーを採用。
- 強度レベルをアップした上段H型脚部。ベッド下部のスペースを確保。

オリジナルレザー（4色より選びいただけます。） アルコール消毒を実現したウイルスに最強なソフト性レザーです。



耐アルコール機能・耐次亜塩素酸機能・抗ウイルス機能・難燃機能・RoHS対応

DX マッサージベッド

商品コード KT-353

商品コード KT-353B

無孔

有孔

66,000円 (税込 72,600円)

74,250円 (税込 81,675円)

サイズ (cm): 幅 50・55・60・65・70 長さ 170・180
高さ 40・45・50・55・60・65・70
※幅 75・80・85 長さ 190・200 高さ 75 は特注となります。金額はお問い合わせください。

重量: 約 25kg クッション厚: 3cm

オリジナルレザー（18色対応） ※レザー色をご指定ください。

H型DX ベッド

商品コード KT-776A

商品コード KT-776B

無孔

有孔

74,250円 (税込 81,675円)

82,500円 (税込 90,750円)

サイズ (cm): 幅 50・55・60・65・70 長さ 170・180
高さ 40・45・50・55・60・65・70
※幅 75・80・85 長さ 190・200 高さ 75 は特注となります。金額はお問い合わせください。

重量: 約 26kg クッション厚: 3cm

オリジナルレザー（18色対応） ※レザー色をご指定ください。

アイホット

商品コード KT-811A

商品コード KT-811B

無孔

有孔

88,000円 (税込 96,800円)

96,250円 (税込 105,875円)

サイズ (cm): 幅 60・65・70 長さ 180
高さ 40・45・50・55・60・65・70
※幅 75・80・85 長さ 190 高さ 75 は特注となります。金額はお問い合わせください。

重量: 約 27kg クッション厚: 3cm

オリジナルレザー（18色対応） ※レザー色をご指定ください。

※季節や環境により、ベッドが最適温度になるまで30分～60分必要です。

オメガ式H型DX ベッド

商品コード KT-364

99,000円 (税込 108,900円)

サイズ (cm): 幅 50・55・60・65・70 長さ 170・180
高さ 40・45・50・55・60・65・70
※幅 75・80・85 長さ 190・200 高さ 75 は特注となります。金額はお問い合わせください。

重量: 約 30kg クッション厚: 5cm

オリジナルレザー（18色対応） ※レザー色をご指定ください。

DX クラウン

商品コード KT-068A

商品コード KT-068B

無孔

有孔

121,000円 (税込 133,100円)

129,250円 (税込 142,175円)

サイズ (cm): 幅 50・55・60・65・70 長さ 170・180
高さ 40・45・50・55・60・65・70
※幅 75・80・85 長さ 190・200 高さ 75 は特注となります。金額はお問い合わせください。

重量: 約 25kg クッション厚: 8cm

オリジナルレザー（4色対応） ※レザー色をご指定ください。



オリジナルレザー(18色よりお選びいただけます。) メディカル専用として開発された実績のあるベーシックなビニルレザーです。



耐アルコール機能・耐次亜塩素酸機能・抗菌機能・防汚機能・難燃機能・RoHS対応

- 上質なメルクシパイン材に食品衛生法に適合の低臭透明ニスを採用。
- 院内の雰囲気や溶け込む木の質感がカントリー家具風な高級感を演出。
- 床面をキズから守る専用の滑り止めゴムシートを脚部裏面に接着加工。

モクベッドS

商品コード KT-016A

商品コード KT-016B

無孔


有孔

115,500円(税込127,050円) 123,750円(税込136,125円)

サイズ(cm): 幅50・55・60・65・70 長さ170・180
高さ40・45・50・55・60・65・70
※長さ190は特注となります。金額はお問い合わせください。

重量: 約24kg クッション厚: 3cm

オリジナルレザー(18色対応) ※レザー色をご指定ください。



オリジナルレザー(18色よりお選びいただけます。) メディカル専用として開発された実績のあるベーシックなビニルレザーです。



耐アルコール機能・耐次亜塩素酸機能・抗菌機能・防汚機能・難燃機能・RoHS対応

- ほんのりとした暖かさを実現する温熱シート内蔵。温度調節機能付き。
- 上質なメルクシパイン材に食品衛生法に適合の低臭透明ニスを採用。
- 院内の雰囲気や溶け込む木の質感がカントリー家具風な高級感を演出。

モクベッドSH

商品コード KT-082A

商品コード KT-082B

無孔

有孔

140,800円(税込154,880円) 149,050円(税込163,955円)

サイズ(cm): 幅60・65・70 長さ180
高さ40・45・50・55・60・65・70
※長さ190は特注となります。金額はお問い合わせください。

重量: 約25kg クッション厚: 3cm

オリジナルレザー(18色対応) ※レザー色をご指定ください。

※季節や環境により、ベッドが最適温度になるまで30~60分必要です。



オリジナルレザー(18色よりお選びいただけます。) メディカル専用として開発された実績のあるベーシックなビニルレザーです。



耐アルコール機能・耐次亜塩素酸機能・抗菌機能・防汚機能・難燃機能・RoHS対応

- 一般的な医科向け診察台・鍼灸治療・電気治療の施術台として開発。
- ベッド脚部を外側に取り付けてスッキリとしたシンプルな構造を実現。
- 床面との隙間を微調整できる直径3.8cmの便利なアジャスター付き。

しんさつベッド

商品コード KT-069A

商品コード KT-069B

無孔

有孔

56,100円(税込61,710円) 64,350円(税込70,785円)

サイズ(cm): 幅50・55・60・65・70
長さ170・180 高さ40・45・50・55・60

重量: 約21kg クッション厚: 2cm

オリジナルレザー(18色対応) ※レザー色をご指定ください。



CIANA ポータブル マッサージチェア・ ラグーナ

商品コード KT-014

42,000円(税込46,200円)

サイズ(cm): 幅50×奥行70~80×高さ105(広げた状態)

重量: 約7.6kg

動的荷重: 159kg

素材: [クッション部] ウレタン
[レザー] ポリ塩化ビニル
[脚] アルミニウム

付属: タイヤ付きキャリングバッグ
色: ブラック (中国製)

省スペース&手軽に上半身をケアする 軽量のマッサージチェア

頸や肩に負担がかからないような設計で、フェイスクッション、胸パッド、アームレスト、シートの4点とも高さや角度の調整が可能です。胸部と腹部には、身体構造を考慮した“窪み”が施され、女性にも快適にフィットします。



SD ポータル

商品コード KT-042


58,000円(税込63,800円)

サイズ(cm): 幅50×奥行85×高さ116
重量: 約14kg
クッション厚: 4cm(座部・手置き)
6cm(胸部)
3cm(膝置き)

ヘッド: フェイスマット・
無段階角度調節機能
手置き: ラウンド型アームレスト・
3段階高さ調節機能
座部: 3段階高さ調節機能

オリジナルレザー(18色対応)

※レザー色をご指定ください。



- クイックマッサージに最適な折りたたみ式軽量ポータブルチェア。
- 座位の状態からリラックスしてマッサージを提供する椅子型施術台。

オリジナルレザー(18色よりお選びいただけます。) メディカル専用として開発された実績のあるベーシックなビニルレザーです。



耐アルコール機能・耐次亜塩素酸機能・抗菌機能・防汚機能・難燃機能・RoHS対応

治療用ベッド (折りたたみ)



- 軽さと実用性を優先する幅60cmを標準設定した木製ポータブルベッド。
- 6cmの高反発・高密度ウレタンを採用。便利なフタクッション付き。
- 安全性と強度を優先したダブルノブネジ式7段階式高さ調節機能付き。

ローズ60

商品コード KT-00214

メディグリーン

商品コード KT-0023

アイボリー

商品コード KT-0026


メディブルー

63,000円 (税込69,300円)

サイズ (cm): 幅60 長さ183
高さ45/65 (7段階調節)
重量: 約14kg
クッション厚: 6cm



耐アルコール・耐次亜塩素酸・
抗菌・防汚・難燃・RoHS対応



- 省スペース&実用性の幅60cmを標準設定した木製ポータブルベッド。
- 6cmの高反発・高密度ウレタンを採用。差込式フェイスマット付き。
- 安全性と強度を優先したダブルノブネジ式7段階式高さ調節機能付き。

カルロス60

商品コード KT-00414

メディグリーン

商品コード KT-0043


アイボリー

商品コード KT-0046

メディブルー

76,000円 (税込83,600円)

サイズ (cm): 幅60 長さ183
高さ45/65 (7段階調節)
※上記の長さに差込式フェイスマットの
長さ (約30cm) は含まれておりません。
重量: 約15kg クッション厚: 6cm (本体)



耐アルコール・耐次亜塩素酸・
抗菌・防汚・難燃・RoHS対応



- 安定感のあるワイドな幅70cmを標準設定した木製ポータブルベッド。
- 6cmの高反発・高密度ウレタンを採用。便利なフタクッション付き。
- 安全性と強度を優先したダブルノブネジ式7段階式高さ調節機能付き。

ローズ70

商品コード KT-00314

メディグリーン

商品コード KT-0033


アイボリー

商品コード KT-0036

メディブルー

66,000円 (税込72,600円)

サイズ (cm): 幅70 長さ183
高さ45/65 (7段階調節)
重量: 約15kg
クッション厚: 6cm



耐アルコール・耐次亜塩素酸・
抗菌・防汚・難燃・RoHS対応



- 安定感のあるワイドな幅70cmを標準設定した木製ポータブルベッド。
- 6cmの高反発・高密度ウレタンを採用。差込式フェイスマット付き。
- 安全性と強度を優先したダブルノブネジ式7段階式高さ調節機能付き。

カルロス70

商品コード KT-00514

メディグリーン

商品コード KT-0053


アイボリー

商品コード KT-0056

メディブルー

79,000円 (税込86,900円)

サイズ (cm): 幅70 長さ183
高さ45/65 (7段階調節)
※上記の長さに差込式フェイスマットの
長さ (約30cm) は含まれておりません。
重量: 約16kg クッション厚: 6cm (本体)



耐アルコール・耐次亜塩素酸・
抗菌・防汚・難燃・RoHS対応

フェイスクッション、フェイスラドル、
アームレスト、サイドアーム、
キャリングバッグも付いた
お得なテーブル。



キャリングバッグ
(タイヤ無し)

CIANA
ポータブルテーブル
ピア

商品コード KT-084

40,000円 (税込44,000円)

サイズ: 長さ184cm (フェイスレス
スト込み211cm) × 高さ
(61~86cm) × 巾71cm
重量: 約15kg
動的耐荷重: 181kg
静的耐荷重: 1250kg
ハードフォーム (クッションのため)
留金具2カ所
付属: フェイスクッション、フェ
イスラドル、アームレス
ト、サイドアーム、キャ
リングバッグ (タイヤなし)

高さ9段階調節
カラー: ベージュ
生産国: 中国

持ち運びに便利!
幅55.8cmのスリムタイプ、重さ9.2kgの
超軽量のCIANAマッサージテーブル



キャリングバッグ
(タイヤ無し)

CIANA
ポータブルテーブル
モニカ

商品コード KT-070

65,000円 (税込71,500円)

サイズ: 長さ172cm × 高さ (50
~65cm) × 巾55.8cm

重量: 9.2kg
動的耐荷重: 250kg
静的耐荷重: 1250kg

素材: [クッション部] ウレタン、
[レザー部] ポリウレタン、
[脚] アルミフレーム

付属: フェイスラドル、フェ
イスクッション、アームレス
ト、キャリングバッグ (タ
イヤなし)

色: チョコレート
生産国: 中国

このクオリティでポータブル!?
安定感のある寝心地が自慢の
最高級テーブル



タイヤ付き
キャリングバッグ

CIANA
ポータブルテーブル
デルマ

商品コード KT-017

70,000円 (税込77,000円)

サイズ: 長さ184cm (フェイスレス
スト込み211cm) × 高さ
(59.5~82cm) × 巾71cm

重量: 12.5kg
動的耐荷重: 204kg
静的耐荷重: 1250kg

素材: [クッション部] ウレタン、
[レザー部] ポリウレタン、
[脚] プナ材

付属: フェイスラドル、フェ
イスクッション、アームレス
ト、タイヤ付きキャリ
ングバッグ

色: アガートブルー、バーガンディー
生産国: 中国

患者に近づいて、
無理のない体勢で施術できる
高さ調整もラクラク



タイヤ付き
キャリングバッグ

CIANA
ポータブルテーブル
ソラナ

商品コード KT-018

70,000円 (税込77,000円)

サイズ: 長さ184cm × 高さ (62~
82.5cm) × 巾約57~約65cm

重量: 12kg
動的耐荷重: 204kg
静的耐荷重: 1250kg

素材: [クッション部] ウレタン素材
(複層構造ソフトフォーム)、
[レザー部] ポリウレタン、
[脚] アルミフレーム

付属: フェイスラドル、フェ
イスクッション、アームレス
ト、タイヤ付きキャリ
ングバッグ

色: ブラック、ティール
生産国: 中国

クアトロ25

商品コード KT-777A

55,000円 (税込60,500円)

幅：約63cm 重量：約9.8kg

共通仕様

- 組立サイズ：長さ：182cm (フェイスクラドル装着時約210cm)
高さ：約52 - 66cm【6段階調節】
- 等分布耐加重：約1200kg
- クッション：ハードフォーム約6.3cm
- 生地：ソフトレザータッチ
- 材質：アルミニウム
- 付属品：フェイスクラドル、フェイスクッション、キャリーバッグ

クアトロ28

商品コード KT-777B

55,000円 (税込60,500円)

幅：70cm 重量：約11kg

ベネチア30

商品コード KT-770

58,000円 (税込63,800円)

幅：約75cm 重量：約16kg

共通仕様

- 組立サイズ：長さ：182cm (フェイスクラドル装着時約210cm)
高さ：約60 - 85cm【9段階調節】
- 等分布耐加重：約1200kg
- クッション：低反発シフォンクッション3層約7.5cm
- 生地：ソフトレザータッチ
- 材質：北欧産ホワイトビーチ材
- 付属品：フェイスクラドル、フェイスクッション、DXアームレスト、キャスターなしキャリーバッグ

ベネチア32

商品コード KT-809

58,000円 (税込63,800円)

幅：80cm 重量：約17kg

ベネチアスポーツ

商品コード KT-851

58,000円 (税込63,800円)

- 組立サイズ：長さ：182cm (フェイスクラドル装着時約220cm)
幅：75cm
高さ：約45 - 65cm【7段階調節】

- 本体重量：約16kg
- 等分布耐加重：約1200kg
- クッション：低反発シフォンクッション3層約7.5cm
- 生地：ソフトレザータッチ
- 材質：北欧産ホワイトビーチ材
- 付属品：フェイスクッション、フェイスクラドル、ブラグ(フタクッション)、キャリーバッグ

リビエラスポーツ25

商品コード KT-775B

35,000円 (税込38,500円)

- 組立サイズ：長さ：182cm (フェイスクラドル装着時約210cm)
幅：63cm
高さ：約45 - 65cmダブルノブタイプ【8段階調節】

- 本体重量：約13.5kg
- 等分布耐加重：約1200kg
- クッション：ハードフォーム2層約6.0cm
- 生地：ソフトレザータッチ
- 材質：北欧産ホワイトビーチ材
- 付属品：ブラグ(フタクッション)、キャリーバッグ

プリモスポーツ25

商品コード KT-779B

45,000円 (税込49,500円)

幅：約63cm 重量：約13.5kg

共通仕様


- 組立サイズ：長さ：182cm (フェイスクラドル装着時約210cm)
高さ：約45 - 65cmダブルノブタイプ【8段階調節】
- 等分布耐加重：約1200kg
- クッション：ハードフォーム2層約6.0cm
- 生地：ソフトレザータッチ
- 材質：北欧産ホワイトビーチ材
- 付属品：フェイスクッション、フェイスクラドル、ブラグ
キャスターなしキャリーバッグ

プリモスポーツ28

商品コード KT-779

45,000円 (税込49,500円)

幅：70cm 重量：約14.5kg




カイロプラクティック



- うつ伏せでの施術に最適な緊張を緩和する専用手置き台付き施術台。
- 縦型調節式ヘッド。ガスシリンダー式角度調節機能付き。15°～40°。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

オリジナルレザー(18色よりお選びいただけます。) メディカル専用として開発された実績のあるベーシックなビニルレザーです。



耐アルコール機能・耐次亜塩素酸機能・抗菌機能・防汚機能・難燃機能・RoHS対応



- うつ伏せでの施術に最適な緊張を緩和する専用手置き台付き施術台。
- 縦型調節式ヘッド。ガスシリンダー式角度調節機能付き。15°～40°。
- 患者様の身長に応じて30cmの伸縮が可能なフットレスト機能付き。

オリジナルレザー(18色よりお選びいただけます。) メディカル専用として開発された実績のあるベーシックなビニルレザーです。




耐アルコール機能・耐次亜塩素酸機能・抗菌機能・防汚機能・難燃機能・RoHS対応



- 中国製リモスモーター採用のコストパフォーマンスに優れた電動昇降台。
- 縦型調節式ヘッド。ガスシリンダー式角度調節機能付き。15°～40°。
- 床面との隙間を微調整できる直径3.8cmの便利なアジャスター付き。

オリジナルレザー(18色よりお選びいただけます。) メディカル専用として開発された実績のあるベーシックなビニルレザーです。



耐アルコール機能・耐次亜塩素酸機能・抗菌機能・防汚機能・難燃機能・RoHS対応



- テクニカルな骨盤回旋術が無段階で可能な左右側屈・屈曲機能付き。
- 縦型ヘッド部ガスシリンダー式角度調節機能付き。骨盤回旋バー付き。
- 患者様の身長に応じて30cmの伸縮が可能なフットレスト機能付き。

オリジナルレザー(18色よりお選びいただけます。) メディカル専用として開発された実績のあるベーシックなビニルレザーです。



耐アルコール機能・耐次亜塩素酸機能・抗菌機能・防汚機能・難燃機能・RoHS対応



〈米国 THULI TABLE社〉製
**ツウリー
ポータブルテーブル100**

商品コード KR-124

価格 お問い合わせ下さい


長さ：170cm スライド式
(190cm 足部クッション伸張時)
幅：51cm 高さ：45.5cm・51cm・56cm
重量：14kg (前部)・13kg (後部)
収納時：66×23×51cm



ポータブルドロップA
商品コード KR-125
62,000円 (税込68,200円)
サイズ (約) L300×W230×H110mm
ポータブル・ヘッドピース
類推用



ポータブルドロップD
商品コード KR-144
62,000円 (税込68,200円)
サイズ (約) L515×W310×H100mm
骨盤用。骨盤のアジャスターに使用します。



ポータブルドロップB
商品コード KR-126
23,320円 (税込25,652円)
サイズ (約) L210×W145×H65mm
シングルクッション・ドロップ
四肢用



スピーダーボード
商品コード KR-190
22,000円 (税込24,200円)
サイズ (約) L210×W145×H65mm
クッション内に棘突起に似せた突起があります。

GS イージーベッド

商品コード KR-170

140,000円 (税込154,000円)

サイズ (cm)：幅 50・55・60・65・70 長さ 170・180 高さ 40・45・50・55・60
※幅 75・80・85 長さ 190・200 高さ 65・70・75 は特注となります。金額はお問い合わせください。
重量：約30kg クッション厚：9cm (本体)

オリジナルレザー(18色対応) ※レザー色をご指定ください。

※ ロールペーパー取付金具標準装備。(ロールペーパー1本付属)
※ ヘッドの幅は微調節できます。

GS スリムベッド

商品コード KR-164

136,000円 (税込149,600円)

サイズ (cm)：幅 50・55・60・65・70 長さ 160～190・170～200 高さ 40・45・50・55・60
※幅 75・80・85 長さ 180～210・190～220 高さ 65・70・75 は特注となります。金額はお問い合わせください。
重量：約30kg クッション厚：9cm (本体)

オリジナルレザー(18色対応) ※レザー色をご指定ください。

※ ロールペーパー取付金具標準装備。(ロールペーパー1本付属)
※ ヘッドの幅は微調節できます。

パイオニアリモス

商品コード KR-185

230,000円 (税込253,000円)

サイズ (cm)：幅 60・65・70 長さ 180・190 高さ 45～81
重量：約52kg クッション厚：6cm (本体)

オリジナルレザー(18色対応) ※レザー色をご指定ください。

スーパーフレクション

商品コード KR-194

480,000円 (税込528,000円)

サイズ (cm)：幅 55 長さ 160～190 高さ 50・55・60
重量：約51kg クッション厚：9cm
ヘッド部：20°～50°
胸部：0°～20°
腰部：20°～20° (屈強) / 左右 25° (側屈)
回旋バー：3段階高さ調節

オリジナルレザー(18色対応) ※レザー色をご指定ください。

※ レバー位置はうつ伏せ時左



ゼニス トムソンテーブル モデル 440T (4ドロップ)

商品コード KR-109

価格 お問い合わせ下さい

【全長】2250mm 【最大幅】 610mm
【高さ】560mm 【重量】200kg
【クッション素材】合成皮革（オプション変更有）
【ベースカラー】ブラチナムシルバー（オプション変更有）

【頭部】空圧式ドロップ（前下）上下昇降・前屈
【胸部】空圧式ドロップ（直下）
【腰部】空圧式ドロップ（直下）
【骨盤部】空圧式ドロップ（前下・直下・後下切替）・角度調整
【脚部】上下スライド（3段階）
【フットボード部】自動収納式
【患者身長調整】頭部～腰部（空圧式スライド）・
骨盤部（スプリング式スライド）

使い方 矯正する椎骨や関節に対して手や指でコンタクトし施術者が椎骨や関節の動く方向へ瞬間的に小さな力で押圧します。それにより約1センチテーブルがドロップします。（ニュートンの応用）
ドロップのスピードで瞬間的に落下し矯正できるようになっています。
最小限の力で、大の効果が期待できる患者様の負担の非常に少ない理想的なテーブルです。



アネスト岩田社製 静穏エア コンプレッサー

商品コード KR-110

価格 お問い合わせ下さい

トムソンテーブルに使用する医療向けエアコンプレッサーです。

- 安定した圧力を供給する減圧弁付
- 医療現場でもご使用いただける静音設計
- 錆びにくいステンレス製タンクを採用

※配達・設置費用は別途かかります

制御方式：圧力開閉方式
給油方式：オイルフリー
サイズ：幅450×奥行500×高さ710（mm）
重量：52kg
消費電力：400W
最高圧力：0.85MPa
入力電源：100V 50/60Hz
空気タンク全容積：20L（ステンレス）
騒音：42dBA（正面1.5m）

〈ロイドテーブル社〉製
カラーバリエーション
シートカラーは全16色から選べます。



精度の高い
ハイロー機能と
ドロップ機能



ハイロー（起立機能）

患者様をフットプレートに立たせたまま、テーブルを起立の状態から水平（伏臥位）にすることで、立位時の歪みを再現することができます。また、フットプレートは床に接地するので、乗り降りが安全に行えます。

伸長調整機能

患者様の身長に合わせてクッションを上下に移動できる伸長調整機能は、任意の高さまで指1本のスイッチで操作でき、施術者の負担を大きく軽減します。

エアコンプレッサーがないから、院内のスペースを広く使えます。



〈ロイドテーブル社〉製 ギャラクシーハイロー

商品コード KR-187A

自動ドロップ

価格 お問い合わせ下さい

商品コード KR-187B

手動ドロップ

価格 お問い合わせ下さい

サイズ：L 1930～2130mm（最小～最大）、W 560mm、H 460mm・560mm（2タイプ）

重量：約130kg

各部機能：【ヘッドクッション】上下動・屈曲・開閉・2方向ドロップ機能
【チェストクッション】伸長、角度調節、胸部：ドロップ機能、腰部：ドロップ機能
スプリングブレーカーウェイ（無段階強度調節付）※オプションで取り付け可
【ベルビククッション】角度調節、ドロップ機能
【アングルレストクッション】高さ調整

【各クッションの調節可能角度】



カラー：上記の〈ロイドテーブル社〉製カラーバリエーションをご参照ください。


401 ドロップベンチの特徴

多くの先生方から支持される
クラス販売台数トップの
ドロップベンチ

頭部、胸腰部、骨盤クッションにドロップ機能がついています。頭部クッションは前方45度へのドロップ機能と開閉機能がついています。また、オプションでエレベーション機能と直下へのドロップ機能付きの頭部クッションやキックドロップ、スナップオンカバーも用意されています。低価格で高品質なトムソンベッド（ドロップテーブル）をお探しの方に最適の一台です。



【各クッションの調節可能角度】



402 ステーションナリーの特徴

機能と耐久性を備えた
コストパフォーマンスの高い
テーブル

アメリカカイロプラクティック大学で採用実績多数の400シリーズのステーションナリーテーブルです。腰部と骨盤部のドロップ機構部を1つにまとめることでコストダウンに成功。安価ながら、ドロップ機構部は上位機種と同じニュードロップを搭載。トムソンベッド（ドロップテーブル）としても人気です。また胸腰部クッションの角度調節、骨盤部の角度調節など上位機種顔の機能も搭載しています。



【各クッションの調節可能角度】



〈ロイドテーブル社〉製 401 ドロップベンチ

商品コード KR-188A

手動ドロップ

価格 お問い合わせ下さい

商品コード KR-188B

キックドロップ

価格 お問い合わせ下さい

サイズ：L 1550～1830mm（最小～最大）、W 560mm、H 460mm・660mm（50mm間隔）

重量：約59kg

カラー：上記の〈ロイドテーブル社〉製カラーバリエーションをご参照ください。

〈ロイドテーブル社〉製 402 ステーションナリー

商品コード KR-189A

手動ドロップ

価格 お問い合わせ下さい

商品コード KR-189B

キックドロップ

価格 お問い合わせ下さい

サイズ：L 1530～1780mm（最小～最大）、W 560mm、H 460mm・660mm（50mm間隔）

重量：約62kg

各部機能：【ヘッドピース】ドロップ機能（前方45度）・屈曲・開閉
【チェストクッション】胸部：ドロップ機能、腰部：ドロップ機能（骨盤部連動）、角度調節
※スプリングブレーカーウェイ（非調整式）はオプションで取付可
【ベルビククッション】ドロップ機能（腰部連動）・角度調節
【アングルレスト】伸長・高さ調節（オプション）
カラー：上記の〈ロイドテーブル社〉製カラーバリエーションをご参照ください。

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

ピカミバン

もぐさ

検査・測定

滅菌消毒

オイル

マクラ

治療室

ボスター

吸玉

治療器

温熱

健康管理

テーピング

治療補助

トレーニング

健康器具

開業準備

索引

カイロプラクティック



アクティベータI (パッドセット)

商品コード KR-116A
95,000円
(税込 104,500円)



アクティベータII (パッドセット)

商品コード KR-116B
143,000円
(税込 157,300円)
150×60 mm



アクティベータIV

商品コード KR-177
205,000円
(税込 225,500円)



アクティベータII イージーグリップ (パッドセット)

商品コード KR-116D
143,000円
(税込 157,300円)
150×60 mm
女性・手の小さい方向けの製品です。



アクティベータIV イージーグリップ

商品コード KR-183
205,000円
(税込 225,500円)
女性・手の小さい方向けの製品です。



アクティベータII用 パッドセット

商品コード KR-178
5,000円 (税込 5,500円)



アクティベータ用 先端ゴム (5ヶ組)

商品コード KR-179
3,750円 (税込 4,125円)



アクティベータI・II用 ホルスター

商品コード KR-180
6,500円 (税込 7,150円)

アクティベータ USBチップタイプ ベーシック・ スキャン・ プロトコル


商品コード 805-128
34,000円
(税込 37,400円)

アクティベータ USBチップタイプ 上肢と下肢

商品コード 805-129
34,000円
(税込 37,400円)

アクティベータ USBチップタイプ 骨盤・仙骨・ 脊髄・顎関節

商品コード 805-130
34,000円
(税込 37,400円)



ロールペーパー ソフト

商品コード KR-181
10本入
7,600円 (税込 8,360円)
21cm×75m巻
材質：パルプ100%
日本製



商品コード KR-108B
25本入
18,000円 (税込 19,800円)
サイズ：21cm×75m



フェイスペーパー

商品コード KR-172
2500枚入
23,500円 (税込 25,850円)

診察台、治療台、フェイスクッション等にディス
ポカバーとしてご使用いただける製品です。
サイズ：幅43cm×30cm
材質：レイヨン100% 日本製



フェイスペーパー S-cut type

商品コード KR-174
2000枚入
19,500円 (税込 21,450円)

中央がS字に裁断されておりますので、診察台、治
療台、フェイスクッション等にお使いの場合に、
うつ伏せになっても息苦しさがございます。
サイズ：幅45cm×30cm
材質：レーヨン紙 日本製

■衛生的に患者様をお迎えできる 縦型ヘッド専用のロール式ディスポ。



ロールペーパー (10本入り)

商品コード KR-149
13,000円 (税込 14,300円)

幅：21cm 長さ：80cm 直径：7cm 支管：2.5cm
※1本で約150人分ご使用いただけます。

■骨盤矯正等必要な 部位のアプローチ を補助する5点ブ ロックテクニック。




カラーブロックセット

商品コード KR-191
24,000円 (税込 26,400円)

オリジナルレザー (18色対応)

※レザー色をご指定ください。

オリジナルレザー (18色よりお選びいただけます。) メディカル専用として開発された実績のあるベーシックなビニルレザーです。



耐アルコール機能・耐次亜塩素酸機能・抗菌機能・防汚機能・難燃機能・RoHS対応

セット内容
a ブロックロール 1個
b 三角ブロック (大) 2個
c 三角ブロック (小) 1個
d ブロックボード 1個

単品でのご購入も可能です。

a **ブロックロール**
商品コード KR-191A
3,200円 (税込 3,520円)
幅26cm 直径12cm

b **三角ブロック (大)**
商品コード KR-191B
5,800円 (税込 6,380円)
幅10cm 奥行22cm 高さ11.5cm

c **三角ブロック (小)**
商品コード KR-191C
4,600円 (税込 5,060円)
幅9cm 奥行13.5cm 高さ6cm

d **鋏型三角ブロック (大)**
商品コード KR-192B
5,800円 (税込 6,380円)
幅10cm 奥行22cm 高さ11.5cm

e **鋏型三角ブロック (小)**
商品コード KR-192C
4,600円 (税込 5,060円)
幅9cm 奥行13.5cm 高さ4cm

ディスポーザブルカバー

KNフェイス
ペーパーY字型

商品コード KT-850

1箱500枚入

4,350円(税込4,785円)

30×30cm 40g
プレーン不織布
Y字抜き加工

- ◆優しい肌触り
- ◆厚手で破れにくく丈夫
- ◆低コスト

医療用和紙
ディスポカバー

商品コード KT-155

1箱500枚入

6,500円(税込7,150円)

30×51.5cm、箱入

肌ざわり
抜群!!


美顔ロール

商品コード KT-852

10本入り

47,000円

(税込51,700円)

幅: 36cm
長さ: 60m (30cm×200枚)
直径: 11cm
材質: 不織布
※ミシン目カット200枚
※T字型切り目加工無し■衛生的に患者様を
お迎えできるロール式
美顔ペーパー。バストマット用
ハーフカバー

商品コード KT-154A

布

製造終了

商品コード KT-154B

レザー

3,000円(税込3,300円)

※カナケンバストマット専用と
なります。肌触りがよく
丈夫で
通気性が高い。ディスポカバー
TP (L)

商品コード KT-837

1箱500枚入

2,700円(税込2,970円)


サイズ: 30cm×45cm
材質: 不織布繊維肌にソフトな
ちぢみ和紙

KN・ロールシート

商品コード KT-291

箱入

8,100円(税込8,910円)

●1巻100mのロングタイプ
94cmごとにミシン目入
60cm巾×100mの大型ロールKN・ロールシートは
患者様に
清潔・爽快・安心を
ご提供します。■60cm毎に
ミシン目加工

ベッドシート (薄)

商品コード KT-853A


ホワイト 100m4本入

商品コード KT-853B

ブラウン 100m4本入

各12,800円

(税込14,080円)

W80cm×L100m 20g/m²
材質: 不織布繊維

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

カミバン
ピンセットもぐさ
灸用品

検査測定

滅菌・消毒

オイル・
クリームベッド・
マクラ治療室
設備ボスター
模型・
タイプ

吸玉

治療器

温熱

健康維持・
管理テーピング
用品治療補助
用品

トレーニング

健康器具

開業準備

索引

ベッドカバー



ストレッチカバー

商品コード KT-065A

無孔

6,000円 (税込 6,600円)

商品コード KT-065B

有孔

8,000円 (税込 8,800円)


サイズ (cm): 幅 50・55・60・65・70 長さ 170・180・190
素材: ポリエステル100% (抗菌防臭加工済み)

▼4色よりお好みのカラーをお選びいただけます。[抗菌防臭加工済み]

グリーン ブルー ピンク ブラウン

※ベッドは含まれません。

※有孔タイプは高田ベッド用の穴の規格になっています。その他についてはご相談願います。



綿製診察台カバー (フリル無し)

商品コード KT-040A

無孔

11,500円 (税込 12,650円)

商品コード KT-040B

有孔

13,500円 (税込 14,850円)

サイズ (cm): 幅 50・55・60・65・70 長さ 170・180・190
綿100%生地仕上げ
※洗濯時の縮みを考慮して長さ約2cm、幅1cmをプラスして製作しています。


綿レザー (7色対応)

※綿カラーをご指定ください。[下記参照]

■冷たさを感じさせない防縮加工済み綿100%生地採用のベッドカバー。
■面倒なカバーのズレを防止するヒモ2カ所固定式。タレ17cmの安定感。

白 グリーン ブルー ピンク イエロー キャメル ブラウン

※有孔タイプは高田ベッド用の穴の規格になっています。その他についてはご相談願います。



SEK 診察台カバー

商品コード KT-041A

無孔

9,800円 (税込 10,780円)

商品コード KT-041B

有孔

11,800円 (税込 12,980円)


サイズ (cm): 幅 50・55・60・65・70 長さ 170・180・190
ラミネート加工防水機能付き
材質: ポリエステル65% 綿35%

■裏面に滑り止め加工を施してズレにくくシワになりにくい材質を採用。
■社繊維評価技術協議会認定 (SEK マーク) の抗菌防臭加工生地。

カラー (3色対応)

ホワイト グリーン ブルー

※有孔タイプは高田ベッド用の穴の規格になっています。その他についてはご相談願います。



レザー製診察台カバー

商品コード KT-011A

無孔

9,500円 (税込 10,450円)

商品コード KT-011B

有孔

11,500円 (税込 12,650円)

サイズ (cm): 幅 50・55・60・65・70 長さ 170・180・190
耐アルコール・抗菌・防汚・難燃機能付き RoHS対応品

オリジナルレザー (18色対応)

※レザー色をご指定ください。


■カラフルレザーで簡単リニューアル可能なカバー。タレ17cmの安定感。

オリジナルレザー (18色よりお選びいただけます。) メディカル専用として開発された実績のあるベーシックなビニルレザーです。

白 クリーム アイボリー スカイブルー ライトブルー メディブルー ピンク レッド イエロー オレンジ ライトグリーン ライムグリーン 抹茶 メディグリーン グレー ライトブラウン 茶 黒

耐アルコール機能・耐次亜塩素酸機能・抗菌機能・防汚機能・難燃機能・RoHS対応

※有孔タイプは高田ベッド用の穴の規格になっています。その他についてはご相談願います。



ニット (伸縮) 診察台カバー (無孔)

商品コード KT-055A

60×180cm

商品コード KT-055D

60×190cm

商品コード KT-055B

65×180cm

商品コード KT-055E

65×190cm

商品コード KT-055C

70×180cm

商品コード KT-055F

70×190cm

各 5,000円 (税込 5,500円)

各 5,300円 (税込 5,830円)

素材: [表] ポリエステル
[裏] ポリウレタン

伸縮性の生地を利用し、診察台にフィット。マチにゴムをいれることによりフィット感を増すように作成。裏は滑り止めフィルムを使用し、ズレにくいように作成。



KNスレンカラー バスタオル (1200枚)

商品コード KT-979

1,680円 (税込 1,848円)

サイズ：約70×140cm
素材：綿100% ※検針済
原産国：中国

検針
検査
済み

カラー	
A	ブラウン
B	モカ
C	グリーン



KNスレンカラー バスタオル特大 (1800枚)

商品コード KT-978

2,500円 (税込 2,750円)

サイズ：約90×180cm
素材：綿100% ※検針済
原産国：ベトナム

検針
検査
済み

カラー	
A	ブラウン
B	モカ
C	グリーン

※サイズMとLで、若干色が異なります。また、枚数も異なります。

カナケン治療用枕 EXシリーズ



EXフェイスマット

商品コード KT-297

9,350円 (税込 10,285円)

幅25cm×奥行26cm×高さ6cm



EXバストマット

商品コード KT-298

13,200円 (税込 14,520円)

幅41cm×奥行46cm×高さ3～10cm



EX半円マクラ

商品コード KT-299

6,600円 (税込 7,260円)

幅30cm×奥行14cm×高さ7cm



EXバストセット

商品コード KT-816

21,000円 (税込 23,100円)

EXフェイスマットと、EXバストマットのお得なセット。



人肌感覚・耐圧分散性
抜群!!


EXGEL

エックスジェル

EXGEL® の特長

カナケン治療用枕EXシリーズは、「わずかな時間でもいかにリラックスした姿勢が保てるか」をコンセプトに開発されました。低密度・中密度・高密度の三層ウレタン構造に、高機能素材EXGEL®を使用し、質感ある仕上がりです。また被覆材は通気性、フィット性を高めた特殊形状で触り心地も抜群です。すべての枕の底面にはスベリ止め加工が施されておりますので、ずれる心配がありません。

カナケンオリジナルだから エックスジェルを贅沢に使いました。



さわり心地のよい 好感触特性

素材としての心地良い感触を実現するために目指したのは、人間の皮膚組織。触れた人をやさしく包む「人肌感覚」に限りなく近い素材を開発しました。

振動・衝撃を吸収する 衝撃吸収特性

素材の超柔軟性と遅延回復特性の相乗効果により、衝撃を吸収し、人体に伝わるのを大幅に減衰します。10mからの落下テストで卵が割れないだけでなく、ゴルフボールも弾みません。

体重をやさしく支える 体圧分散特性

体重によってかかる圧力を多方向に分散するため、体圧分散性に優れ同時に人の動きに対する摩擦も小さく、人体への負担を大幅に軽減します。

変形しても元にもどる 素材形状保持特性

理想的な硬度を追求したEXGEL®は、素材が人の動きに追従して、ゆっくり動き、包み込むような体位安定を保証します。また圧力を解除すればもとの形状にゆっくりと戻ります。

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

ピカミバン
セット

もぐさ
灸用品

検査測定

滅菌消毒

オイル
クリーム

ベッド・
マクラ

治療
設備

模型・
ポスター

吸玉

治療
器

温熱

健康維持
管理

テレー
ピン

治療
用品補助

トレー
ニング

健康器具

開業準備


索引

カナケン 高級・抗菌レザー・レニオンマクラ

抗菌 カナケン 治療用枕



カナケン治療用枕は柔軟性や肌ざわり、耐久性など、治療家のご意見に基づき作られた、プロフェッショナル向けの枕です。



**カナケン
バストマット**

商品コード KT-127

8,720円 (税込9,592円)

幅45cm×奥行55cm×
高さ2～9cm




**カナケン
ソフト胸当てマ
クラ**

商品コード KT-801

5,600円 (税込6,160円)

幅35cm×奥行38.5cm×
高さ10～2cm




**カナケン
マッサージマクラ**

商品コード KT-129

3,900円 (税込4,290円)

幅45cm×奥行25cm×
高さ6～9cm





**カナケン
マクラ丸形**

商品コード KT-139

2,950円 (税込3,245円)

幅31cm×φ9.5cm



**カナケン
角型マクラ**

商品コード KT-132

2,000円 (税込2,200円)

幅34cm×奥行12.5cm×
高さ8cm




**カナケン
角マクラ低**

商品コード KT-808

2,000円 (税込2,200円)

幅34cm×奥行12.5cm×
高さ6cm

▲角型マクラ ▲角マクラ低




**カナケン
額マクラ (高) 大**

商品コード KT-138

1,800円 (税込1,980円)

幅24cm×奥行12cm×
高さ6cm




**カナケン
額・腕マクラ (低) 小**

商品コード KT-134

1,500円 (税込1,650円)

幅24cm×奥行12cm×
高さ3cm




**カナケン
膝マクラ (大)**

商品コード KT-136

7,000円 (税込7,700円)

幅50cm×奥行15cm×
高さ15cm




**カナケン
膝マクラ (小)**

商品コード KT-137

5,500円 (税込6,050円)

幅50cm×奥行12cm×
高さ10cm




**カナケン
フェイスマット**

商品コード KT-170

8,100円 (税込8,910円)

幅30cm×奥行32cm×
高さ8cm



**カナケン
万能マクラ**

商品コード KT-131

3,100円 (税込3,410円)

幅34cm×奥行12.5cm×
高さ8cm





バストマット白 (ビニール製)

商品コード KT-128

7,700円 (税込8,470円)

幅55cm×奥行45cm×高さ9cm



バストマット黒 (ビニール製)

商品コード KT-169

7,700円 (税込8,470円)

幅55cm×奥行45cm×高さ9cm



カラーバスト

商品コード KT-727

エアホール有り・無しをご指定ください。

8,500円
(税込9,350円)幅42cm×奥行50cm×高さ3/11cm
約0.7kgエアホール加工：選択
胸が当たる部分に窪み（エアホール）を設けている加工です。

■昔ながらの四角形状を維持した丸みを持たない定番の胸当てマクラ。

■適度な反発性と復元力を維持させるハトメ空気穴を4カ所に標準加工。

オリジナルレザー（18色対応）
※レザー色をご指定ください。
〔下記参照〕

ケアバスト


商品コード KT-728

エアホール有り・無しをご指定ください。

8,500円
(税込9,350円)幅42cm×奥行50cm×高さ3/11cm
約0.7kgエアホール加工：選択
胸が当たる部分に窪み（エアホール）を設けている加工です。

■かどまる加工された優しい形状の胸当てマクラ。人気No.1の安定品。

■適度な反発性と復元力を維持させるハトメ空気穴を4カ所に標準加工。

オリジナルレザー（18色対応）
※レザー色をご指定ください。
〔下記参照〕

低反発バスト

商品コード KT-810

エアホール有り・無しをご指定ください。

16,500円
(税込18,150円)幅42cm×奥行50cm×高さ3/11cm
約1.2kgエアホール加工：選択
胸が当たる部分に窪み（エアホール）を設けている加工です。

■体圧分散と衝撃吸収に優れている低反発ウレタンフォームを採用。

■適度な反発性と復元力を維持させるハトメ空気穴を4カ所に標準加工。

オリジナルレザー（18色対応）
※レザー色をご指定ください。
〔下記参照〕

ケアバストトップ

商品コード KT-803

10,000円
(税込11,000円)幅42cm×奥行50cm×高さ3/11cm
約0.7kg裏面：滑り止め（ストッププレザー）加工付き
エアホール標準加工
胸が当たる部分に窪み（エアホール）を設けている加工です。

■裏面に滑り止め付きレザーを使用した施術中にズレないバストマット。

オリジナルレザー（18色対応）
※レザー色をご指定ください。
〔下記参照〕

カナケンフェイスマット

商品コード KT-170

8,100円 (税込8,910円)

幅30cm×奥行32cm×高さ8cm



ケアフェイスマット

商品コード KT-729

7,500円 (税込8,250円)

幅28cm×奥行28cm×高さ8cm
約0.4kg※バストマット系製品と併用してお使いください。
※息苦しさを軽減するためにも有孔加工ベッドのご使用を推奨します。

■顔全体を包み込むような設計により圧迫感を分散するフェイスマット。

■適度な反発性と復元力を維持させるハトメ空気穴を2カ所に標準加工。

オリジナルレザー（18色対応）
※レザー色をご指定ください。
〔下記参照〕

スロープフェイス

商品コード KT-730

7,500円
(税込8,250円)幅28cm×奥行28cm×高さ8/11cm
約0.4kg※バストマット系製品と併用してお使いください。
※息苦しさを軽減するためにも有孔加工ベッドのご使用を推奨します。

■3cmのスロープ（傾斜）がうつ伏せ時の安定した姿勢を実現するマット。

■適度な反発性と復元力を維持させるハトメ空気穴を2カ所に標準加工。

オリジナルレザー（18色対応）
※レザー色をご指定ください。
〔下記参照〕

KNバストセット

商品コード KT-815

15,100円 (税込16,610円)

■カナケンフェイスマットと、カナケンバストマットのお得なセット。



ケアセット

商品コード KT-043

16,000円 (税込17,600円)

スロープフェイス&ケアバスト（エアホール有り）のセット。
スロープフェイス／幅：28cm 奥行：28cm 高さ：8/11cm
ケアバスト／幅：42cm 奥行：50cm 高さ：3/11cm
重量：約1kgエアホール標準加工
胸が当たる部分に窪み（エアホール）を設けている加工です。
エアホール加工により、胸部の圧迫感が軽減します。

■スロープフェイス&ケアバスト（エアホール有り）の伏臥位マット。

■うつ伏せ時の姿勢を安定させる人気のスタンダードセット。

オリジナルレザー（18色対応）
※レザー色をご指定ください。〔下記参照〕

ホールセット

商品コード KT-044

16,500円 (税込18,150円)

目元の圧迫感を大幅軽減するホールフェイス&ケアバスト（エアホール有り）のセット。
ホールフェイス／幅：30cm 奥行：30cm 高さ：8cm
ケアバスト／幅：42cm 奥行：50cm 高さ：3/11cm
重量：約1kgエアホール標準加工
胸が当たる部分に窪み（エアホール）を設けている加工です。
エアホール加工により、胸部の圧迫感が軽減します。

■ホールフェイス&ケアバスト（エアホール有り）の伏臥位マット。

■うつ伏せ時の姿勢を安定させる定番セット。目元の圧迫感を軽減。

オリジナルレザー（18色対応）
※レザー色をご指定ください。〔下記参照〕

ニューセットL1

商品コード KT-009

16,500円 (税込18,150円)

こだわりの厚みを実現したニューフェイス&薄型ケアバスト（エアホール有り）のセット。
ニューフェイス／幅：29cm 奥行：29cm 高さ：4cm
薄型ケアバスト／幅：42cm 奥行：50cm 高さ：3/5cm
重量：約0.7kgエアホール標準加工
胸が当たる部分に窪み（エアホール）を設けている加工です。
エアホール加工により、胸部の圧迫感が軽減します。

■ニューフェイス&薄型ケアバスト（エアホール有り）の伏臥位マット。

■うつ伏せ時の姿勢を安定させるこだわりの超薄型タイプ。

オリジナルレザー（18色対応）
※レザー色をご指定ください。〔下記参照〕オリジナルレザー（18色よりお選びいただけます。）
メディカル専用として開発された実績のあるベーシックなビニールレザーです。

白 クリーム アイボリー スカイブルー ライトブルー メディカルブルー ピンク レッド イエロー オレンジ ライトグリーン ライムグリーン 抹茶 メディカルグリーン グレー ライトブラウン 茶 黒

耐アルコール機能・耐次亜塩素酸機能・抗菌機能・防汚機能・難燃機能・RoHS対応

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

ペンセット

灸用品

灸用品

検査測定

滅菌消毒

オイル

マクラ

治療室

ボスター

模型

吸玉

治療器

温熱

健康維持

管理

テレーン

治療補助

トレーニング

健康器具

開業準備

索引

治療用マクラ



かどまるマクラ (小)


かどまるマクラ

商品コード KT-056
かどまる5点セット
19,000円 (税込20,900円)



かどまるマクラ (小高)

商品コード KT-057A
かどまるマクラ (小)
幅34cm×奥行16cm×高さ4.5cm 約0.3kg
3,400円 (税込3,740円)



かどまるマクラ (中)

商品コード KT-057B
かどまるマクラ (小高)
幅34cm×奥行16cm×高さ6cm 約0.4kg
3,600円 (税込3,960円)



かどまるマクラ

商品コード KT-057C
かどまるマクラ (中)
幅34cm×奥行16cm×高さ7.5cm 約0.5kg
3,800円 (税込4,180円)




かどまるマクラ (大)

商品コード KT-057D
かどまるマクラ
幅34cm×奥行16cm×高さ9cm 約0.5kg
4,000円 (税込4,400円)

商品コード KT-057E
かどまるマクラ (大)
幅34cm×奥行16cm×高さ10.5cm 約0.6kg
4,200円 (税込4,620円)

■施術用途や患者様の体型に応じて5種類の
高さから選べる万能マクラ。

オリジナルレザー (18色対応)
※レザー色をご指定ください。[下記参照]



ストレッチピロー

商品コード KT-060
10,000円 (税込11,000円)

幅21cm×奥行56cm×高さ1/9.5cm
約1.3kg

■仰向け状態で簡単にストレッチができる施術
前のリラックス感を実現。
■身体の自然な重みで脊柱両脇を押圧し胸部を
広げるストレッチマクラ。

オリジナルレザー (18色対応)
※レザー色をご指定ください。[下記参照]

ストレッチピローを背中の下に敷き、
その上に寝ころぶだけ。
背骨に沿ってなめらかにカーブする
曲線が背筋を伸ばして体の自然な重
みで脊柱両脇を
押圧し、胸部を広げます。



カラーマッサージマクラ

商品コード KT-731
5,000円 (税込5,500円)

幅46cm×奥行27cm×高さ7/10cm
約0.5kg

オリジナルレザー (18色対応)
※レザー色をご指定ください。[下記参照]

■うつ伏せから仰向けまで施術用途
に合わせて様々な部位に使用可能。
■適度な反発性と復元力を維持させる
ハトメ空気穴を2カ所に標準加工。



カラー胸当てマクラ

商品コード KT-732
5,300円 (税込5,830円)

幅35cm×奥行37cm×高さ4/10cm
約0.5kg

オリジナルレザー (18色対応)
※レザー色をご指定ください。[下記参照]

■抜群のサイズ感とクッション性で昔
から愛用されている定番マクラ。
■適度な反発性と復元力を維持させる
ハトメ空気穴を4カ所に標準加工。



カラー三角マクラ

商品コード KT-733
10,200円 (税込11,220円)

幅41cm×奥行25cm×高さ23cm
約1.5kg

オリジナルレザー (18色対応)
※レザー色をご指定ください。
[下記参照]

■仰向けの足の姿勢を安定
させるリハビリ訓練でも
活躍しているマクラ。
■ひざ裏からサポート性が
こころい形状。空気穴
を2カ所に標準加工。



カラー半円額マクラ

商品コード KT-734
4,200円 (税込4,620円)

幅29cm×奥行14cm×高さ7cm
約0.3kg

オリジナルレザー (18色対応)
※レザー色をご指定ください。
[下記参照]

■うつ伏せから仰向けまで
様々な部位の身体の隙間
を補助する半円形状。
■適度な反発性と復元力を
維持させるハトメ空気穴
を2カ所に標準加工。



カラー半円マクラ (大)


商品コード KT-735
6,000円 (税込6,600円)

幅37cm×奥行24cm×高さ12cm
約0.8kg

オリジナルレザー (18色対応)
※レザー色をご指定ください。
[下記参照]

■うつ伏せから仰向けまで
様々な部位の身体の隙間
を補助する半円形状。
■適度な反発性と復元力を
維持させるハトメ空気穴
を2カ所に標準加工。

■オリジナルレザー (18色よりお選びいただけます。)
メディカル専用として開発された実績のあるベーシックなビニル
レザーです。



耐アルコール機能・耐次亜塩素酸機能・抗菌機能・防汚機能・難燃機能・RoHS対応



ボディマットD2

商品コード KT-085
49,000円 (税込53,900円)

重量: 約2.8kg

■重点機能だけをシンプルに構成した4種類の極上サポートクッション。
■アルコール消毒等を可能にした独自のオリジナルソフトレザーを採用。
■熟練者でも満足できる実用モデル。体型に合わせた容易な調整が可能。

オリジナルレザー (4色より
お選びいただけます。)

耐アルコール機能・耐次亜塩素酸機能・抗ウイルス機能・難燃機能・RoHS対応

4種類のサポートクッション

- ①息苦しさを感じさせないフェイスサポート
- ②胸部の圧迫感を軽減するバストサポート
- ③腹部から腰部を安定させる骨盤サポート
- ④両足を安定させる一体型レッグサポート



プレミアムボディマット

商品コード KT-019
83,000円 (税込91,300円)

フェイス専用ベース/意匠登録第1616122号

ニーサポート/意匠登録第1616121号

※出張時の収納用にピローバッグ (特大) をご使用ください。

専用レザー6色からお選びいただけます。
(鉛や水銀等を含む6有害物質不使用)

5種類のサポートクッション

- ①息苦しさを感じさせないフェイスサポート
- ②胸部の圧迫感を軽減するバストサポート
- ③腹部から腰部を安定させる骨盤サポート
- ④膝への衝撃と負担を軽減するニーサポート
- ⑤両足への開放感を実現するレッグサポート



オリジナルレザー (4色より
お選びいただけます。)

耐アルコール機能・耐次亜塩素酸機能・抗ウイルス機能・難燃機能・RoHS対応

■5種類のサポートクッションから形成される極上のポジションを実現。
■人間工学に基づいた自然な状態の姿勢で脱力したリラックス感を提供。
■鍼灸やカイロから訪問マッサージや理学療法まで究極のボディマット。



棚板部分はオリジナル粉体塗装仕上げ。

支柱部分は清潔感溢れるクロムメッキ加工



スマートワゴン

商品コード KT-279

28,800円 (税込31,680円)

幅：55cm 奥行：36cm
高さ：70cm
重量：約9kg 耐荷重：約60kg
組み立て式

- 支柱部分は清潔感溢れるクロムメッキ加工。
- 棚板部分はオリジナル粉体塗装仕上げ。
- 直径7cmの大型キャスターで移動も簡単。
- ストッパーでしっかり固定。

移動が
スーイスイ
直径7cmの大型
キャスター使用



丈夫で組立がかんたん!
治療室にスマートに映える
器械卓子

安全固定
ストッパーで
しっかり固定


ステンレス
ワゴン
20型(2段)

商品コード KT-211

49,000円

(税込53,900円)

W44.5×D32.5×H81cm

ステンレス
ワゴン
30型(3段)

商品コード KT-210

56,000円

(税込61,600円)

W44.5×D32.5×H81cm

ツーゴン(3段)
(キャスター付き)

商品コード KT-273

36,600円

(税込40,260円)

幅：55cm
奥行：36cm
高さ：90cm
重量：約12kg
総耐荷重：約60kg

- 支柱部分は清潔感溢れるクロムメッキ加工。
- 棚板部分はオリジナル粉体塗装仕上げ。
- 直径4cmの単輪キャスターで移動も簡単。(キャスター付き)



上下肢台

商品コード KT-220

22,500円

(税込24,750円)

45～79cm

レザーカバー

商品コード KT-220B

1,600円

(税込1,760円)



脱衣カゴ・PX

商品コード KT-404

ホワイト

商品コード KT-404B

ブルー

各8,800円 (税込9,680円)

45×36×56cm (脚ゴム付)



脱衣カゴ・PC

商品コード KT-403

ホワイト

商品コード KT-403B

ブルー

各9,700円 (税込10,670円)

45×36×61cm (キャスター付)



脱衣カゴ・PU

商品コード KT-402

ホワイト

商品コード KT-402B

ブルー

各8,600円 (税込9,460円)

48×35×24cm (キャスター付)



ニューアトム

商品コード KT-086A

(小)

25,000円

(税込27,500円)

高さ 38～50cm
重量 約2.8kg

【共通使用】

クッションサイズ：幅15cm 奥行24cm 高さ5/7cm
※肢体用クッションはフラット面とアール面が使えます。

オリジナルレザー(18色対応)

※レザー色をご指定ください。[下記参照]

- 3cm間隔の5～11段階調節が可能な新機能の安全ストッパー式を採用。
- 用途に応じてアール面とフラット面が使えるリバーシブルクッション。

オリジナルレザー(18色よりお選びいただけます。) メディカル専用として開発された実績のあるベーシックなビニルレザーです。



耐アルコール機能・耐次亜塩素酸機能・抗菌機能・防汚機能・難燃機能・RoHS対応

ニューアトムフェイス

商品コード KT-087

32,000円 (税込35,200円)

幅 28cm 奥行 28cm 高さ 50～71cm
重量 約5kg

オリジナルレザー(18色対応)

※レザー色をご指定ください。[下記参照]

- 無孔ベッドでもうつ伏せ施術が受けられる縦型調整式ヘッド付き。
- 3cm間隔の8段階調節が可能な新機能の安全ストッパー式を採用。

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

カミハット

灸用品

検査測定

滅菌消毒

オイル・

マクラ

治療室

ボスター

吸玉

治療器

温熱

健康管理

テレーシング

治療補助

トレーニング

健康器具

開業準備

索引

スリッパ・オシボリ



ブラウン

ホットメイトS
タオルウォーマー

商品コード KT-854A 商品コード KT-854D
ピュアホワイト ミルクティ
商品コード KT-854B 商品コード KT-854E
クールピンク ブラウン
商品コード KT-854C
シルバーグレー

各 16,000円 (税込 17,600円)

サイズ (cm): 外寸: W35×D28×H26cm
内寸: W27×D18×H14cm
重量: 約4kg 庫内容量: 7.5L

コンパクトタイプ

おしぼり
約35本

フェイスタオル
約10本



ピュアホワイト



シルバーグレー

ホットメイトL
タオルウォーマー

商品コード KT-855A 商品コード KT-855C
ピュアホワイト シルバーグレー
商品コード KT-855B 商品コード KT-855D
クールピンク ミルクティ

各 23,000円 (税込 25,300円)

サイズ (cm): 外寸: W45×D28.5×H35.5cm
内寸: W37×D17.5×H25cm
重量: 約6kg 庫内容量: 18L



クールピンク

2段構造で収納し易い!

おしぼり
約75本

フェイスタオル
約30本



ステンレス

木目

ブラック


ミニキャビ HC-6
(スタイリッシュシリーズ)

商品コード KT-484E 商品コード KT-484G
HC-6 (SUS) ステンレス HC-6 (K) ブラック
商品コード KT-484F
HC-6 (M) 木目

各 48,000円 (税込 52,800円)

定格電圧: 単相100V 50/60Hz
消費電力: 120W
温度調節: パイメタル式サーモスタット
庫内温度: 標準温度70~80℃
安全装置: 温度ヒューズ
外形寸法 (mm): 幅: 300 奥行: 307 高さ: 230
庫内寸法 (mm): 幅: 220 奥行: 220 高さ: 135
庫内容量: 6リットル 質量: 4kg
付属品: 棚皿1、ドレン受け1

ミニキャビ
HC-6 (スタイリッシュシリーズ)
HOT おしぼり約32本 フェイスタオル約10本



KNオシボリ
グラスグリーン

商品コード KT-980
12枚
800円 (税込 880円)

サイズ: 約28×28cm 80枚
原産国: ベトナム
素材: 綿100%



抗菌レーザー使用
(レーザーに抗菌剤を入れてあります)

●名入りスリッパのご案内

名入れができるのは2組以上です。
文字色: 金、銀、白の何れかを指定下さい。
6足1組で2組からで、色をご指定下さい。

2組 (12足) 以上の場合 1足につき 300円 (税込 330円)
4組 (24足) 以上の場合 1足につき 100円 (税込 110円)

●カラーバリエーション5色: A ベージュ B ワイン C グリーン D ブラウン E ネイビー



◀5215

抗菌スリッパ 1組6足

商品コード KT-821 商品コード KT-822
5215 (Mサイズ) 長さ: 25.5cm
5216 (Lサイズ) 長さ: 27cm
5,520円 (税込 6,072円) 6,000円 (税込 6,600円)

(5色: A~E) ノーマル型



◀5225

抗菌スリッパ 1組6足

商品コード KT-827 商品コード KT-828
5225 (Mサイズ) 長さ: 25.5cm
5226 (Lサイズ) 長さ: 27cm
6,000円 (税込 6,600円) 6,480円 (税込 7,128円)

(5色: A~E) 前アキ・ノーマル型

前アキ



◀5212

抗菌スリッパ 1組6足

商品コード KT-819 商品コード KT-820
5212 (Mサイズ) 長さ: 25.5cm
5213 (Lサイズ) 長さ: 27cm
7,920円 (税込 8,712円) 8,640円 (税込 9,504円)

(5色: A~E) スポンジ底



◀5222

抗菌スリッパ 1組6足

商品コード KT-823 商品コード KT-824
5222 (Mサイズ) 長さ: 25.5cm
5223 (Lサイズ) 長さ: 27cm
7,920円 (税込 8,712円) 8,640円 (税込 9,504円)

(5色: A~E) 前アキ・スポンジ底

前アキ



SSDX

SSDX-V

スリッパ殺菌
ディスペンサー

商品コード KT-843A
SSDX (ブルー)

商品コード KT-843B
SSDX-V (ベージュ)

製造終了

電源電圧: AC100V
周波数: 50/60Hz
(スイッチによる
切替式)
消費電力: 60VA
外径寸法: 横341×奥行
445×
高さ1,207mm
重量: 31kg
紫外線照射量: 100 μW/
cm²以上
スリッパ収納数: 10足
使用環境条件: 10~40℃

専用スリッパをご使用ください。



ブルーグレー

ミントグリーン

ワインレッド


ココアブラウン

クリーンな空間
の味方です

いつでも殺菌済みの
クリーンなスリッパを...
コンパクトな設計ですので
狭いスペースでも設置でき
ます。玄関回りが整頓でき、
施設の清潔感をアピールで
きます。
使用済みのスリッパを本体
上部の返却口に置くと返却
口が開き、スリッパがボッ
クス内に収容されます。
ボックス内に収容されてい
る間、紫外線殺菌灯に殺
菌され、スリッパの裏側、
内側とも均一に殺菌します。

付属品

専用スリッパ(10足)、専用マット、
付属シール、クリーナーセット



鍼灸カルテ

商品コード KA-421


B5 (100枚束)

750円 (税込825円)

商品コード KA-421B

A4 (100枚束)

750円 (税込825円)



最新鍼灸カルテ

商品コード KA-422

B5 (100枚束)

750円 (税込825円)

商品コード KA-422B

A4 (100枚束)

750円 (税込825円)



治療日誌

商品コード KA-425


B5 (100枚束)

750円 (税込825円)

商品コード KA-425B

A4 (100枚束)

750円 (税込825円)




良導絡カルテ

商品コード KA-424

B5 (100枚束)

1,300円 (税込1,430円)



臨床カルテ

商品コード KA-426

B5 (100枚束)

750円 (税込825円)

商品コード KA-426B

A4 (100枚束)

750円 (税込825円)



予診表

商品コード KA-427

B5 (100枚束)

750円 (税込825円)

商品コード KA-427B

A4 (100枚束)

750円 (税込825円)


スチールカルテ棚
一列16段 A4-116

商品コード KT-841

A4サイズ

43,200円 (税込47,520円)

W277×D350×H700cm

スチールカルテ棚
二列10段 A4-210

商品コード KT-842

A4サイズ

64,800円 (税込71,280円)

W554×D350×H880cm



診察券受 I 型

商品コード KT-414

8,500円 (税込9,350円)

9.5×12×15cm

握りやすい
持ち手くっきりと
した印面

人体ゴム印 (プラニギリ台)


商品コード KA-430

1箱12種入り

18,000円 (税込19,800円)

本体、握り、中仕切: PS再生樹脂 100%

ゴム印は計12種あります。



※ 赤字はゴム印のサイズをミリ表示。ゴム印上の文字ではありません。

反応点、治療点
の記載に便利で、
カルテを合理的
に使用。

保険証診察券受

商品コード KT-419

10,000円 (税込11,000円)

13×12×16cm

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

カバン・
ピンセットもぐさ・
灸用品

検査測定

滅菌消毒

オイル・
クリームベッド・
マクラ治療室
設備模型・
ポスター

吸玉

治療器

温熱

健康維持・
管理テレーシング
用品治療補助
用品

トレーニング

健康器具

開業準備

索引

患者着

抗菌 × 防臭 × 速乾

多機能搭載の患者着

丈夫でシワになりにくいポリエステル生地を採用。
男女兼用フリーサイズ。

前方
ファスナー式
胸部の診察に最適

後方
マジックテープ式
診察部位に合わせて
開くことができる



患ジャギ 2P

商品コード KT-063

4,800円 (税込 5,280円)

フリーサイズ (中国製)
材質: ポリエステル100% (抗菌防臭加工済み)

▼4色よりお好みのカラーをお選びいただけます。[抗菌防臭加工済み]

グリーン ブルー ピンク ブラウン

■伸縮性の高い生地を採用した抗菌防臭機能付き患者着の上下セット。
■前方ファスナー式。後方マジックテープ式。人気のカラー4色限定。

検診・触診がスムーズ

フルオーバー前後開きタイプ

丈夫でシワになりにくいポリエステル生地を採用。
男女兼用フリーサイズ。



検診時に
肌の露出が少なく
女性にやさしい



a b 患ジャギ 2PMD

商品コード KT-064

9,800円 (税込 10,780円)

フリーサイズ
材質: ポリエステル100% (抗菌防臭加工済み)

▼4色よりお好みのカラーをお選びいただけます。[抗菌防臭加工済み]

グリーン ブルー ピンク ブラウン

a MD用上着

商品コード KT-064A


7,700円 (税込 8,470円)

b MD用パンツ

商品コード KT-064B

3,600円 (税込 3,960円)

■伸縮性の高い生地を採用した抗菌防臭加工付きの重ね合わせ式患者着。
■前後共に生地を重ね合わせて素早く簡単に開閉可能な独自縫製を採用。



患者着 1PSD

商品コード KT-088

9,200円 (税込 10,120円)

フリーサイズ
材質: 綿100% (防縮加工)

▼綿カラー(7色対応)をご指定ください。

白 グリーン ブルー ピンク イエロー キャメル ブラウン
A B C D E F G

■後方マジックテープ式。背中を中心の治療に適した廉価版タイプ。
■鍼灸治療にも最適な後方オープン機能付きの綿100%防縮加工済み。

サイズ [単位: cm]

サイズ	着丈	胸囲	袖丈
フリーサイズ	104	130	42

患者衣
じんべい型 (上衣)
SG-1441 (男女兼用)

商品コード KT-721

3,150円 (税込 3,465円)

カラー: ピンク、ブルー、グリーン

着丈	パイピングカラー
S 67	エンジ
M 70	オレンジ
L 73	ブラウン
LL 76	グリーン
EL 77	ネイビー

患者衣
ズボン
SG-1443 (男女兼用)

商品コード KT-722

2,600円 (税込 2,860円)

カラー: ピンク、ブルー、グリーン

ヒップ	股下	パイピングカラー
S 102	55	エンジ
M 112	60	オレンジ
L 122	65	ブラウン
LL 132	70	グリーン
EL 142	75	ネイビー

患者着
クローバー
ロングF型


商品コード KT-716

セイジ (C)

6,300円 (税込 6,930円)

サックス (A)、ピンク (B)
製造終了

●サイズ: フリー
●カラー: サックス、ピンク、セイジ
●前方、後方、左側オープン可
綿35%、ポリエステル65%



サックス (A)

セイジ (C)

患者着クローバー
ロングS型

商品コード KT-717

背あきタイプ

5,100円 (税込 5,610円)

●カラー: サックス、ピンク、セイジ
綿35%、ポリエステル65%





オリジナルレザー（18色よりお選びいただけます）。メディカル専用として開発された実績のあるベーシックなビニルレザーです。

白 クリーム アイボリー スカイブルー ライトブルー メディカルブルー ピンク レッド イエロー オレンジ ライトグリーン ライムグリーン 抹茶 メディカルグリーン グレー ライトブラウン 茶 黒

耐アルコール機能・耐次亜塩素酸機能・抗菌機能・防汚機能・難燃機能・RoHS対応

SNスミス

商品コード KT-077A

(01)

29,000円 (税込 31,900円)

座幅 (cm): 40・45 座高: 40
長さ (cm): 80・90・100・110・120

【共通仕様】

重量: 約16kg (長さ150cm製作時) クッション厚: 2cm 組立式・工具付

オリジナルレザー（18色対応）※レザー色をご指定ください。

■コストパフォーマンスを追求した背無しタイプの廉価版待合室ベンチ。
■搬入＆組立て設置が容易な軽量化を実現。安心と安定のある外脚仕様。

商品コード KT-077B

(02)

37,000円 (税込 40,700円)

座幅 (cm): 40・45 座高: 40
長さ (cm): 130・140・150・160・170・180



▲簡単組立！
座シート内に収まる
背部＆脚部

オリジナルレザー（18色よりお選びいただけます）。メディカル専用として開発された実績のあるベーシックなビニルレザーです。

白 クリーム アイボリー スカイブルー ライトブルー メディカルブルー ピンク レッド イエロー オレンジ ライトグリーン ライムグリーン 抹茶 メディカルグリーン グレー ライトブラウン 茶 黒

耐アルコール機能・耐次亜塩素酸機能・抗菌機能・防汚機能・難燃機能・RoHS対応

STスミス

商品コード KT-078A

(01)

42,000円 (税込 46,200円)

座幅 (cm): 40 (全幅50)・45 (全幅55)
長さ (cm): 80・90・100・110・120
座高 (cm): 40 (全高72)

【共通仕様】

重量: 約24kg (長さ150cm製作時) クッション厚: 2cm 組立式・工具付

オリジナルレザー（18色対応）※レザー色をご指定ください。

■コストパフォーマンスを追求した背付きタイプの廉価版待合室ベンチ。
■背部を座シート内に収めることで物流コストを削減。簡単組立＆軽量。

商品コード KT-078B

(02)

53,000円 (税込 58,300円)

座幅 (cm): 40 (全幅50)・45 (全幅55)
長さ (cm): 130・140・150・160・170・180
座高 (cm): 40 (全高72)



オリジナルレザー（18色よりお選びいただけます）。メディカル専用として開発された実績のあるベーシックなビニルレザーです。

白 クリーム アイボリー スカイブルー ライトブルー メディカルブルー ピンク レッド イエロー オレンジ ライトグリーン ライムグリーン 抹茶 メディカルグリーン グレー ライトブラウン 茶 黒

耐アルコール機能・耐次亜塩素酸機能・抗菌機能・防汚機能・難燃機能・RoHS対応

ライトスツール

商品コード KT-072A

a キャスター付き

商品コード KT-072B

b アジャスター付き

各 9,800円 (税込 10,780円)

【共通仕様】

座面直径: 28cm 座高: ご指定ください。(範囲: 25~55cm)
重量: 約3kg (高さ39cm) クッション厚: 2cm

オリジナルレザー（18色対応）※レザー色をご指定ください。

■ローコストを追求した超廉価版。スチール製4脚ベースの高さ固定式。
■直径5cmの双輪キャスター＆樹脂製アジャスター。360°固定式座面。



カラスツール

商品コード KT-089

18,000円 (税込 19,800円)

座面直径: 35cm 座高: 44~55cm
重量: 約4.5kg クッション厚: 7cm

オリジナルレザー（18色対応）

※レザー色をご指定ください。

オリジナルレザー（18色よりお選びいただけます）。メディカル専用として開発された実績のあるベーシックなビニルレザーです。

白 クリーム アイボリー スカイブルー ライトブルー メディカルブルー ピンク レッド イエロー オレンジ ライトグリーン ライムグリーン 抹茶 メディカルグリーン グレー ライトブラウン 茶 黒

耐アルコール機能・耐次亜塩素酸機能・抗菌機能・防汚機能・難燃機能・RoHS対応

■18色のオリジナルレザーから選べる5本脚フロムメッキ加工スツール。
■簡単なレバー操作で高さ調節できるガスシリンダー式昇降機能付き。
■耐久性の高い直径5cmのキャスターを採用。便利な360°回転式座面。

※ガスシリンダーの圧力が強めに設定されていますので、体重約40kg以下の方がご使用いただくと、高さ調節の際にスムーズに上下しない場合がございます。予めご了承ください。




CKチェア

商品コード KT-504

SA型

13,000円 (税込 14,300円)

直径31.5×座H46~56cm
キャスター付



◀グリップを回す事でロックが解除され、スクリーンの幅を調節する事ができます。

●スペースに応じてカーテン幅を自由に伸縮できるシングルスクリーン。
●環境にやさしい粉体塗装仕上げのフレームを採用。丸洗い可能な生地。
●直径5cmのストッパー付き双輪キャスター
●重量: 約7kg (高さ180cm製作時)

クリーム ベージュ ピンク グリーン ブルー

伸縮セラピ

商品コード KT-036

伸縮セラピ (小)

30,000円 (税込 33,000円)

幅80~140cm
高さ90・120・150・180cm

商品コード KT-037

伸縮セラピ

34,000円 (税込 37,400円)

幅100~180cm
高さ90・120・150・180cm

商品コード KT-038

伸縮セラピ (大)

37,000円 (税込 40,700円)

幅120~220cm
高さ90・120・150・180cm



ゲートセラピ

商品コード KT-039

86,000円 (税込 94,600円)

幅200cm
奥行40cm
高さ200cm
重量: 約16kg

●レイアウトを変えずにゲートを設置できるカーテン式パーテーション。
●ゆったりとした約1.5倍ヒダを採用。防炎ラベル付き。丸洗い可能。
●センターで開閉できるマグネット付きランナー。タッセル2個付き。

クリーム ベージュ ピンク グリーン ブルー

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

ペンセット

灸用品

検査測定

滅菌消毒

オイル

ベッド

治療室

ボスター

吸玉

治療器

温熱

健康管理

テレーン

治療補助

トレーニング

健康器具

開業準備

索引



鍼灸標準経穴模型 (日本語版)

商品コード KP-291

9,000円 (税込9,900円)

サイズ：高さ55cm (男性のみ)
材質：合成樹脂製、ABS台座付、中国製

- ◎両半身の流注を色別 (14色) で表示
- ◎筋、骨格の位置に沿った経穴を正確に分かりやすく表記
- ◎奇穴、新穴を表記
- ◎耐久性に優れた高品質素材を使用



頭部経穴模型

商品コード KP-234

5,500円 (税込6,050円)

高さ21×横11×奥8.1cm、中国製
※納期に時間がかかる場合があります。



手経穴模型

商品コード KP-232

3,000円 (税込3,300円)

タテ13×巾10.5×厚3cm、中国製



耳経穴模型

商品コード KP-233

3,000円 (税込3,300円)

タテ13×巾7.3×厚3cm、中国製



耳鍼モデル

商品コード KP-317

2個セット
14,100円 (税込15,510円)

寸法：9.5×6×4cm
重量：0.08kg

確認できる重要部位

- 三角窩、耳輪脚、前切痕、対輪、外耳孔、耳珠、珠間切痕、耳垂、耳介溝、対珠、耳輪尾、耳甲介腔、耳甲介、耳甲介沟、対輪脚、舟状窩、耳介結節、耳輪

耳鍼の練習を行うための耳介モデルです。実際の人の耳よりやや大きいサイズです。模擬皮膚専用の高品質素材、3B SKINlike™を使用し、極めて実際に近い耳の構造と長期の製品寿命を実現します。マニュアルには耳鍼ポイントの特定に重要な18のランドマークが示されています。また、練習用の鍼が5本付属しています。



直立型スタンド仕様

等身大骨格モデル A10

商品コード KP-252

75,000円 (税込82,500円)

寸法174cm 重量9.8kg
全身骨格シリーズ中のベーシックモデルです。50年にわたり世界中の病院、大学、学校、研究所におけるスタンダードモデルとして、その品質と機能性に高い評価を得てきました。



直立型スタンド仕様

1/2縮尺型 全身骨格モデル A18

商品コード KP-286

49,500円 (税込54,450円)

寸法25.5×25.5×88cm 重量1.5kg
等身大の1/2サイズで解剖学的構造を細部まで精密に再現しました。頭蓋骨は頭蓋冠、頭蓋底、下顎骨の3分解が可能です。



美容鍼の練習用

様々な角度から刺入することが可能
軟性シリコン素材でリアルな皮膚感を再現

刺鍼練習用フェイス

商品コード KP-318

13,000円 (税込14,300円)

寸法：縦約25cm×横約14cm×厚さ約8cm
材質：柔軟シリコン
洗浄可能
耐油性、耐薬品性



手軽に洗浄でき
清潔!

皮膚に近い
素材!

何度も
練習可能!



スタンド付き

- ・脊柱可動
- ・女性骨盤と後頭骨
- ・L3・L4間にヘルニア病部付
- ・脊髄神経根
- ・椎骨動脈

脊柱可動型モデル、女性骨盤仕様 A58/4

商品コード KP-289

48,700円 (税込53,570円)

寸法74cm 重量1.8kg
女性骨盤付き。
その他の内容はA58/1と同様。



スタンド付き

- ・脊柱可動
- ・男性骨盤と後頭骨
- ・L3・L4間にヘルニア病部付
- ・脊髄神経根
- ・椎骨動脈

脊柱可動型モデル、標準型 A58/1

商品コード KP-287

38,600円 (税込42,460円)

寸法74cm 重量1.8kg
高い品質と優れた経済性そして高い耐久性を兼ね備えた、最も人気の高い脊柱モデルのシリーズです。可動性に富み、作った姿勢を保持できるので、患者説明用にも手軽に使用できます。

ミニ関節モデル

- 断面レリーフ・スタンド付。
- 実物の1/2モデル

小型ながら実物大と同様の学術の詳細を備え、スタンド部には断面図も表示しているので外観とあわせて内部の様子も説明できます。また関節部は伸縮性のあるコードで接続されているので軟関節の動きや構造などもあわせて示すことが可能です。




ドイツ3B社
**A84/1：股関節
ミニモデル**

商品コード KP-264A

10,000円 (税込11,000円)

寸法：16×12×20cm
重量：0.2kg



ドイツ3B社
**A85/1：膝関節
ミニモデル**

商品コード KP-264B

10,000円 (税込11,000円)

寸法：10×14×24cm
重量：0.35kg



ドイツ3B社
**A86/1：肩関節
ミニモデル**

商品コード KP-264C

10,000円 (税込11,000円)

寸法：12×14×16cm
重量：0.2kg



ドイツ3B社
**A87/1：肘関節
ミニモデル**

商品コード KP-264D

10,000円 (税込11,000円)

寸法：16×12×20cm
重量：0.2kg



ドイツ3B社
**A80：肩関節，機能
モデル**

商品コード KP-262

20,700円
(税込22,770円)

寸法：16×12×21cm
伸縮性のある靱帯が付いた
可動型の肩関節模型です。



ドイツ3B社
**A81：股関節，機能
モデル**

商品コード KP-303

20,700円
(税込22,770円)

寸法：17×12×32cm
重量：0.55kg
伸縮性のある靱帯が付いた
可動型の股関節模型です。



ドイツ3B社
**A82：膝関節，機能
モデル**

商品コード KP-263

20,700円
(税込22,770円)

寸法：12×12×32cm
重量：0.4kg
伸縮性のある靱帯が付いた
可動型の膝関節模型です。



ドイツ3B社
**A83：肘関節，機能
モデル**

商品コード KP-304

20,700円
(税込22,770円)

寸法：12×12×31cm
重量：0.35kg
伸縮性のある靱帯が付いた
可動型の肘関節模型です。



ドイツ3B社
**M18：手の構造，
3分解モデル**

商品コード KP-305

125,000円
(税込137,500円)

寸法：28.5×13×6.5cm
重量：1.2kg
手の構造（骨、筋肉、腱、
靱帯、動脈、神経など）を
観察できます。



ドイツ3B社
**M34：足関節，
靱帯付モデル**

商品コード KP-306

49,300円
(税込54,230円)

寸法：26×19×25cm
重量：0.7kg
足関節の解剖学的に重症な
靱帯と腱を観察できます。



ドイツ3B社
A300：筋付頭蓋モデル

商品コード KP-313

74,000円 (税込81,400円)

寸法：22×18×25cm
重量：1.05kg

右半側で咀嚼筋と一部の表情筋を再現した頭蓋骨モデルです。咀嚼筋とそれ以外の筋は異なる色で再現されているため判別が容易です。左半側では筋の起始・停止を示しています（起始：赤、停止：青）。




ドイツ3B社
**A71/5：環椎と軸椎モデル，
後頭骨・スタンド付**

商品コード KP-314

9,600円 (税込10,560円)

環椎，軸椎，後頭骨は伸縮コードでつながれています。頭蓋骨の動きに合わせて環椎が回転する様子を再現できます。模型の元になった標本の身長：約160cm



ドイツ3B社
**M34/1：足関節，筋・
靱帯付モデル，6分解モデル**

商品コード KP-315

72,000円 (税込79,200円)

寸法：26×19×25cm
重量：1.1kg
足関節と下肢の一部を解剖学的に詳しく再現しています。骨格だけでなく筋、腱、靱帯、神経、動脈、静脈も確認できるので学習に最適です。




ドイツ3B社
**M33/1：手関節，筋・
靱帯付，4分解モデル**

商品コード KP-316

72,000円 (税込79,200円)

寸法：33×18×18cm
重量：0.5kg
手と前腕下部の骨，筋，腱，靱帯，神経，動脈，静脈を再現しています。手背面では指伸筋を，手首部分では伸筋支帯の下を通る腱の一部分も確認できます。



骨格筋

商品コード **KP-120B**
86×62cm
3,400円 (税込3,740円)

商品コード **KP-120**
パネル入
13,000円 (税込14,300円)

商品コード **KP-120C**
デスクサイズ・プラスチック版
1,100円 (税込1,210円)
縦43×横30.5cm

商品コード **KP-120D**
デスクサイズ・スタンド版
1,900円 (税込2,090円)
縦43×横31cm



骨格

商品コード **KP-121B**
86×62cm
3,400円 (税込3,740円)

商品コード **KP-121**
パネル入
13,000円 (税込14,300円)

商品コード **KP-121C**
デスクサイズ・プラスチック版
1,100円 (税込1,210円)
縦43×横30.5cm

商品コード **KP-121D**
デスクサイズ・スタンド版
1,900円 (税込2,090円)
縦43×横31cm




神経系

商品コード **KP-122B**
86×62cm
3,400円 (税込3,740円)

商品コード **KP-122**
パネル入
13,000円 (税込14,300円)

商品コード **KP-122C**
デスクサイズ・プラスチック版
1,100円 (税込1,210円)
縦43×横30.5cm

商品コード **KP-122D**
デスクサイズ・スタンド版
1,900円 (税込2,090円)
縦43×横31cm




頭部と頸部

商品コード **KP-125**
70×51cm
3,400円 (税込3,740円)

商品コード **KP-125B**
パネル入
10,000円 (税込11,000円)

商品コード **KP-125C**
デスクサイズ・プラスチック版
1,100円 (税込1,210円)
縦43×横30.5cm

商品コード **KP-125D**
デスクサイズ・スタンド版
1,900円 (税込2,090円)
縦43×横31cm




末梢神経系

商品コード **KP-170**
70×51cm
3,400円 (税込3,740円)

商品コード **KP-170B**
パネル入
10,000円 (税込11,000円)

商品コード **KP-170C**
デスクサイズ・プラスチック版
1,100円 (税込1,210円)
縦43×横30.5cm

商品コード **KP-170D**
デスクサイズ・スタンド版
1,900円 (税込2,090円)
縦43×横31cm




自律神経系

商品コード **KP-171**
70×51cm
3,400円 (税込3,740円)

商品コード **KP-171B**
パネル入
10,000円 (税込11,000円)

商品コード **KP-171C**
デスクサイズ・プラスチック版
1,100円 (税込1,210円)
縦43×横30.5cm

商品コード **KP-171D**
デスクサイズ・スタンド版
1,900円 (税込2,090円)
縦43×横31cm




人体の脊柱

商品コード **KP-143**
70×51cm
3,400円 (税込3,740円)

商品コード **KP-143B**
パネル入
10,000円 (税込11,000円)

商品コード **KP-143C**
デスクサイズ・プラスチック版
1,100円 (税込1,210円)
縦43×横30.5cm

商品コード **KP-143D**
デスクサイズ・スタンド版
1,900円 (税込2,090円)
縦43×横31cm




リンパ系

商品コード **KP-134**
86×62cm
3,400円 (税込3,740円)

商品コード **KP-134B**
パネル入
10,000円 (税込11,000円)

商品コード **KP-134C**
デスクサイズ・プラスチック版
1,100円 (税込1,210円)
縦43×横30.5cm

商品コード **KP-134D**
デスクサイズ・スタンド版
1,900円 (税込2,090円)
縦43×横31cm




血管系

商品コード **KP-133**
86×62cm
3,400円 (税込3,740円)

商品コード **KP-133B**
パネル入
10,000円 (税込11,000円)

商品コード **KP-133C**
デスクサイズ・プラスチック版
1,100円 (税込1,210円)
縦43×横30.5cm

商品コード **KP-133D**
デスクサイズ・スタンド版
1,900円 (税込2,090円)
縦43×横31cm




ミニポスター 脊椎の構造と異常

商品コード KP-164

2,500円 (税込2,750円)

- 内容：脊柱（側面図） 解剖学的構造
脊柱の疾患（骨粗鬆症/下背部痛の諸原因）
- サイズ：縦51.5×横36.4cm
- 仕様：コート紙・両面マットPP




ミニポスター ムチ打ち損傷

商品コード KP-165

2,500円 (税込2,750円)

- 内容：過屈曲 過伸展 筋損傷 脊髄損傷
靱帯損傷 脊柱の靱帯
- サイズ：縦51.5×横36.4cm
- 仕様：コート紙・両面マットPP




ミニポスター 足と足首の損傷

商品コード KP-173

2,500円 (税込2,750円)

- 内容：正常な足の解剖図 神経と動脈支配
足の障害 捻挫と骨折 インピンジメント
- サイズ：縦51.5×横36.4cm
- 仕様：コート紙・両面マットPP




ミニポスター 内臓の働き

商品コード KP-167

2,500円 (税込2,750円)

- 内容：脳 肺 心臓 横隔膜 肝臓 腎臓 脾臓
胆嚢 脾臓 胃 小腸 膀胱
- サイズ：縦51.5×横36.4cm
- 仕様：コート紙・両面マットPP




ミニポスター トリガーポイント 頭頸部と四肢

商品コード KP-176

2,500円 (税込2,750円)

- 内容：トリガーポイントとは？
頭部と頸部 上肢 下肢
- サイズ：縦51.5×横36.4cm
- 仕様：コート紙・両面マットPP




ミニポスター トリガーポイント 体幹

商品コード KP-177

2,500円 (税込2,750円)

- 内容：トリガーポイントとは？
前面と後面 体幹と肩（前面、背部浅層、背部深層）
- サイズ：縦51.5×横36.4cm
- 仕様：コート紙・両面マットPP



足の反射療法チャート


商品コード KP-110

3,400円 (税込3,740円)

70×51cm PP（ビニール）加工

商品コード KP-110B

アルミパネル入
10,000円 (税込11,000円)




クリニカルマッサージ ひと目でわかる筋解剖学と 触診・治療の基本テクニック (DVD付)

商品コード 805-133

6,200円 (税込6,820円)

著者：James H.Clay David M.Pounds
監訳：大谷素明
仕様：B5判 383頁（オールカラー）
付属DVD 約160分



ボディ・ナビゲーション 触ってわかる身体解剖

商品コード 805-134

5,800円 (税込6,380円)

著者：Andrew Biel
監訳：阪本桂造（昭和大学医学部整形外科
科学教室客員教授）
仕様：B5判 432頁



人の生きた筋膜の構造 内視鏡検査を通して示される 細胞外マトリックスと細胞 (DVD付)

商品コード 805-135

9,800円 (税込10,780円)

著者：Jean-Claude GUIMBERTEAU,
Colin ARMSTRONG
監訳：竹井仁
仕様：B5判 204頁



SILICONE CUPPING
CIANA シリコンカップping

ワンタッチでぴったり密着・
しっかり吸引！
シンプルな操作法とデザインの
カップpingセット

人体に害のないシリコン素材でできた、軽くて持ちやすい透明カップping。ポンプなどの器具を使用することなく、皮膚にぴったり密着し、吸引します。手軽に行えるカップping療法としてはもちろん、陰圧を加えながら行うマッサージでの筋膜リリースなど、幅広い目的で活用いただけます。

ツボ療法に最適な
サイズ

直径3cmのXSサイズは四肢など背部以外の局面部位にも密着させることができます。鍼灸治療との併用にもおすすめです。

XS 4個入
接触側内径
約3cm

商品コード KS-205

2,600円 (税込2,860円)

1セットは欲しい
スタンダード

MサイズはCIANAシリコンカップpingセットでも人気のスタンダードサイズです。好評につき、今回からMサイズのための発売を実現！

M 4個入
接触側内径
約5cm

商品コード KS-207

5,400円 (税込5,940円)

頸部やデコルテ
のケアに

頸部やデコルテなどに対して、陰圧をかけながら行うスライドカップpingに適したサイズで、女性でも楽に操作できます。

S 4個入
接触側内径
約4cm

商品コード KS-206

3,900円 (税込4,290円)

大きな筋肉に
アプローチ

最大サイズのLは、大きな筋肉に対してアプローチできます。スポーツ現場でのコンディショニングとして血流促進を狙います。

L 4個入
接触側内径
約7cm

商品コード KS-208

10,000円 (税込11,000円)

CIANA
シリコンカップping
(6個入セット)

商品コード KS-203

5,400円 (税込5,940円)

セット内容はMサイズが2個、XSサイズが4個！

Mサイズ（内径約5cm）は、標準的な日本人の骨格と吸引範囲の比率を考え、他社製品よりも一回り小さく設計。四肢など、背部以外の曲面の部位もぴったり密着させることができます。XSサイズ（内径約3cm）はツボへの刺激療法に最適。6個とも、無駄なくヘビークースできる、治療家目線でのセットを実現しました。



カップping、DVD、マッサージオイル、
ホットジェルの4点セット

セット内容

CIANAシリコンカップping6個入/DVDホットカップpingテクニック/CIANAベーシックマッサージオイル1L/CIANAマッサージホットジェル200g/専用ポーチ

CIANA
シリコンカップping
プロフェッショナルセット

商品コード KS-204

23,000円 (税込25,300円)



ガラス玉 中国製

商品コード KS-125B

(特大)

1,900円 (税込2,090円)

商品コード KS-125N

(大)

1,600円 (税込1,760円)

商品コード KS-126N

(中)

1,300円 (税込1,430円)

商品コード KS-127N

(小)

1,100円 (税込1,210円)

商品コード KS-128N

(極小)

900円 (税込990円)

点火棒

商品コード KS-130

500円 (税込550円)

ガラス玉のサイズ一覧

	特大	大	中	小	極小
高さ (mm)	100	91	80	65	51
外径φ (mm)	90	90	72	60	49
口外径φ (mm)	76	67	58	45	40
口内径φ (mm)	55	45	41	30	27
重量 (g)	320	212	127	82	50

※おおよその寸法です。一定ではありません。



吸 SuiQ 灸®

「吸灸」各種オプション

商品コード	品名	価格
KS-143	二又管セット	1,400円 (税込1,540円)
KS-143B	内部ゴム管	1,800円 (税込1,980円)
KS-143D	吸引弁	800円 (税込 880円)
KS-143E	電源コード3P	2,700円 (税込2,970円)
KS-143F	吸引管 (透明管) 2m	1,600円 (税込1,760円)

電動式吸引用ポンプ
吸灸 (本体)

商品コード KS-202

350,000円 (税込385,000円)

[クラスII / 特管]

寸法: 横210×奥行293×高さ260mm

重量: 約8kg

電源: AC100V (日本専用仕様)

到達真空度: -95Kpa以上

排気量: 4L/分

定格時間: 90分

消費電力: 50VA (50W相当)

保証期間: 1年

付属品: 説明書・保証登録 (請求) はがき・エアフィルタ付透明管2m・ACコード

吸い玉専用の小型高性能
ポンプを新たに開発。

「吸灸」専用真空ポンプは急激な吸引による肌への高負荷を回避するため4L/分のあえて小さな排気量の吸引ポンプを採用しながら素早く真空域（-95kPa以上）まで到達できる小型高性能な吸い玉（カップping）専用真空ポンプです。

また、オイル式ポンプの弱点であるオイルミスト排出も、内部に超高性能フィルターを搭載し、0.01μmまでのオイルミストを除去します。

ご家庭から治療院様まで安心してご利用いただける信頼の一台です。

鍼灸院・治療院様などのヘビークーザー向けに開発した
医療用電動式吸引用ポンプ

シンプルな操作性、堅牢な内部設計
そして管理医療機器としての確固たる信頼性

ホコリによる機能低下を排除、フィルターの
多重化により真空ポンプ性能の劣化を阻止

1Kpa単位の調整が可能な高性能吸引調節
ダイヤルを搭載

本体背面には吸引した空気の排気用のニッ
プル (排気口) を標準装備



※本体のみ、吸引用ガラス
カップは付属しておりま
せん。
霧島ガラス玉を別途お買
い求めください。

霧島ガラス玉

商品コード	吸着具	弁付価格	備考
KS-131A	1号 (直径1cm)	4,200円 (税込4,620円)	手足のせまい場所用
KS-131B	2.5号 (直径2.5cm)	4,600円 (税込5,060円)	
KS-131C	3号 (直径3cm)	4,700円 (税込5,170円)	
KS-131D	4号 (直径4cm)	4,900円 (税込5,390円)	頭や首、腕、足の裏等
KS-131E	5号 (直径5cm)	5,500円 (税込6,050円)	間接部等
KS-131F	6号 (直径6cm)	7,200円 (税込7,920円)	基本サイズ
KS-131G	7号 (直径7cm)	7,800円 (税込8,580円)	
KS-131H	8号 (直径8cm)	9,000円 (税込9,900円)	
KS-131I	10号 (直径10cm)	16,800円 (税込18,480円)	背中広い場所用

ポリカーボネートプラスチック



RP 4号

RP 5号

RP 6号

プラカップ RP

商品コード KS-181A

4号

1,200円
(税込 1,320円)

商品コード KS-181C

6号

1,400円
(税込 1,540円)

商品コード KS-181B


5号

1,300円
(税込 1,430円)

耐熱
121℃

ポリカーボネートは機動隊の盾の素材に使われる程の強度で、耐衝撃性ではプラスチック最高クラスを誇ると同時に、可視光線透過率は80~90%となっておりガラスと同等の透明度を持ちます。また温度変化にも強く、カップリングカップとして重要な要素のひとつである耐熱性も兼ね備えています。

耐熱ガラス



STR 3号

STR 4号

STR 5号

新ガラス STR (ストレート) カップ

商品コード KS-210A

3号

3,000円
(税込 3,300円)

商品コード KS-210C

5号

6,400円
(税込 7,040円)

商品コード KS-210B

4号

4,800円
(税込 5,280円)

耐熱
121℃

硬質ガラスは耐熱121度・加重限界121度のオートクレーブ滅菌にかけることができ、衛生的に使用できます。もちろん煮沸も可能です。ガラスカップは非常に滑らかな肌触りが魅力です。古くから吸い玉・カップリングに携わっていらっしゃる先生方、またエステティシヤンの先生に特に好んで使われています。



プラ RP 8セット

商品コード KS-195

12,800円
(税込 14,080円)

- プラカップ4号：2個(内径：約40mm)
- プラカップ5号：2個(内径：約50mm)
- プラカップ6号：4個(内径：約60mm)
- 計8個

- グリーンケース小

プラ RP 16セット

商品コード KS-196


24,800円
(税込 27,280円)

- プラカップ4号：2個(内径：約40mm)
- プラカップ5号：2個(内径：約50mm)
- プラカップ6号：10個(内径：約60mm)
- 計16個

- グリーンケース大



スライドカップング (走缶法) 用カップ



小 内径 約30mm

中 内径 約40mm

大 内径 約50mm

新ビューティーカップ ボディ用

商品コード KS-211A

小

3,000円 (税込 3,300円)

商品コード KS-211B

中

4,800円 (税込 5,280円)

商品コード KS-211C

大

6,400円 (税込 7,040円)

通常のガラスカップと同様に硬質ガラスで作られたスライド用カップングカップ

スライドカップングは、スライド用カップにスライド用吸引チューブを接続したまま、電動真空ポンプによる持続吸引によって行います。その際に、この圧力調節口の塞ぎ方を指で調節することで、微妙な圧力コントロールが可能です。

カップング α-ミニ

商品コード KS-191

98,000円 (税込 107,800円)

寸法：横約160×奥行約150×高さ約135mm
重量：約1.5kg
電源：DC12V2A
真空度：-80kpa以上
排気量：4L/min
使用定格時間：30分
定格時間：連続
消費電力：15W平均
使用耐久時間：3000時間
※美容・スライドカップング等
オイルや微粉末の使用はできません。



【付属品】
ACアダプターセット：1本
吸引チューブセット(カップング用)：1本

取説DVD付

カップング α-e

商品コード KS-213

148,000円 (税込 162,800円)

寸法：横約250×奥行約200×高さ約260mm
重量：約5.5kg
電源：DC12V5A
真空度：-80kpa以上
排気量：9L/min以上
定格時間：60分
消費電力：26W平均
騒音値：53db以下(測定位置：本体前面
約30cm) 圧力調節バルブ付き



【付属品】
ACアダプターセット：1本
フィルターエレメント：1個
吸引チューブセット(カップング用)：1本

ハンドポンプ J

商品コード KS-178

5,000円 (税込 5,500円)

樹脂部分はポリカーボネート
ステンレス製補強金具
チューブ：エステロンゴム
到達真空度：-70kpa 重量：150g




ハンドポンプ Q

商品コード KS-179

8,500円 (税込 9,350円)

樹脂部分はポリカーボネート
ステンレス製補強金具
真空メーター：鉄、ステンレス
チューブ：エステロン・合成ゴム
到達真空度：-70kpa 重量：250g



※写真はハズシ式

止血鉗子 (ペアン氏) 無鉤直型

商品コード KN-370B

4,400円
(税込 4,840円)


140mm、BOX 式

商品コード KN-370D

6,500円
(税込 7,150円)

185mm、BOX 式

- 吸玉の正しいやり方
- 症状別吸玉療法の実例



宮本猪八 著
244頁
たにぐち書店

吸玉療法

商品コード 805-042

2,000円 (税込 2,200円)



Mediture Light Plus (メディチャー ライト プラス)

商品コード KE-630

1,800,000円 (税込1,980,000円)


電源電圧：AC100V ※
電源周波数：50/60Hz ※
電源入力：100VA ※
電池容量：3000mAh
タイマー：1～30分
重量：1.7kg
寸法：W25 × D17.5 × H9cm
※ACアダプター使用時

高出力LED&近赤外線 × HV&MCR


メディチャーライトは、LED光線と電気刺激の新しいコンビネーション機器です。
光線は近赤外線 LED・赤色 LED・青色 LED の3つの刺激を選択・同時使用が可能です。電気刺激はハイボルテージ (HV)・マイクロカレント (MCR) を選択し光線と組み合わせ せてコンビネーション使用が出来ます。また、プローブ先端部分 (L プローブのみ) が +/- の電極になっており粘着パッド等が 不要で使用が簡便になっています。



近赤外線+赤色LED



青色LED



近赤外線+赤色LED+青色LED

プローブS搭載LED

近赤外線 波長：860nm 最大出力：(Φ7) 約310mW (Φ10) 約410mW
赤色LED 波長：634nm 最大出力：(Φ7) 約320mW (Φ10) 約485mW

プローブL搭載LED

近赤外線 波長：860nm 青色LED 波長：465nm 最大出力：約350mW
赤色LED 波長：634nm 青色LED+赤色LED+近赤外線 最大出力：約900mW

マイクロカレント

最大出力電圧：560mVp
最大出力電流：800μArms

ハイボルテージ

最大出力電圧：62.5Vp
最大出力電流：17mArms

ハイボルテージ&マイクロカレント搭載

「ハイボルテージ (HV)」 「マイクロカレント (MCR)」 2種類の波形をプローブLに採用しました。
目的に合わせ、出力レベルを設定し使用することが可能です。また、LEDと近赤外線の同時出力でより幅広い施術が可能になりました。

近赤外線 + 赤色LED + 青色LED

プローブSは、赤色LEDと赤外線 (IR) を、プローブLは、赤色LEDと赤外線 (IR) に加え、青色LEDを搭載いたしました。出力レベル (輝度) や、出力する光線の種類を用途に合わせて選択し使用することができます。

小型、軽量、バッテリータイプ

本体重量1.7kg、バッテリー搭載モデルのMediture Lightは、ACアダプターをコンセントに挿さずに使用することができるため持ち運びに適しており、使いたいときに場所を選ばずにご使用いただけます。



コウケントー・1号器

商品コード KW-328

160,000円
(税込176,000円)

〔クラスII / 特管〕
AC100V・300W
放射器口径300m/m
高さ80cm 14kg



コウケントー・3号器 (分銅式)

商品コード KW-330

220,000円 (税込242,000円)

〔クラスII / 特管〕
AC100V・300W 25kg



1号器用 キャスター

商品コード KW-328B

15,000円
(税込16,500円)



コウケントー・2号器

商品コード KW-329

130,000円 (税込143,000円)

〔クラスII / 特管〕
AC100V・300W 放射器口径300m/m 10kg

I カーボン総合光線

商品コード KW-304

(白表示) 1箱10本入

赤外線、紫外線、可視光線がほぼ3等分ずつ含まれる標準光線です。一般的に各科の疾患に最も多く用いられます。

II カーボン赤外線

商品コード KW-305

(赤表示) 1箱10本入

赤外線が多く、鎮痛、消炎、解毒、循環促進等に用いられます。紫外線が少なく、皮膚に対する刺激が少ないので皮膚があれません。

III カーボン紫外線

商品コード KW-306

(紫表示) 1箱10本入

紫外線が多いので、殺菌、化骨に成果があり、刺激が強いため、始めの1、2回だけにします。人によっては、照射後皮膚がヒリヒリすることがあります。

IV カーボン可視光線

商品コード KW-307

(黄表示) 1箱10本入

可視光線が多く強い黄色光です。特に、深部作用、新陳代謝、消炎、硬結吸収等の作用があります。

V スーパーカーボン

商品コード KW-308

(黒表示) 1箱10本入

他に比べ、熱量が20%多く、遠赤外線、キノノリスを含んでいるので、熱の皮下浸透度が高い。

VI 特殊カーボン

商品コード KW-309

(緑表示) 1箱10本入

運動神経障害、麻痺、神経痛

各3,400円 (税込各3,740円)

商品コード	No.	色	光線分類	主たる元素
KW-304	I	白	総合光線	セリウム
KW-305	II	赤	赤外線	ストロンチウム・リチウム
KW-306	III	紫	紫外線	鉄
KW-307	IV	黄	可視光線	ナトリウム
KW-308	V	黒	(特) スーパーカーボン	カリウム
KW-309	VI	緑	特殊	カリウム・硼素




カーボンホルダー

商品コード KW-302B

(2個セット)

1,500円 (税込1,650円)



カーボンホルダーネジ

商品コード KW-302C

120円 (税込132円)



赤外線灯 アルテリア IR-101

商品コード KW-152

138,000円 (税込 151,800円)

- 寸法：幅42×長さ51×高さ160cm
- 重量：9kg
- 電源電圧：AC100V 50/60Hz
- 消費電力：150～300W
- タイマー：0～30分・連続使用
- 付属品：赤外線ランプ300W 一個
- 生産国：日本

アーム及びランプ部分の計3か所が稼働することにより距離や照射方向を自由に調節できます。



赤外線ランプ (300W 細ネジ)

商品コード KW-209

8,000円 (税込 8,800円)

韓国製



アルテリア用 遠赤外線ランプ (250W)

商品コード KW-152B

25,000円 (税込 27,500円)



赤外線灯 IR-2 アルファトロン

商品コード KW-158

95,000円
(税込 104,500円)

- 組立の有無：有
- 寸法：幅50×長さ50×高さ153cm
- 重量：6kg
- カラー：白
- 電源：AC100V 50/60Hz
- 出力：150～250W (300W)

左右に180度ランプ部分が動き、上下に90度アーム部分が動きます。熱量コントロール付き。赤外線ランプ付き。



セラピア 3300 [面状カーボンヒーター]

商品コード KW-135

530,000円 (税込 583,000円)

[クラスII/特管] 認証番号 21400BZZ00346000

- 電源：AC 100V 50/60Hz
- 消費電力：通常加温時 300W
急速加温時 600W
- 寸法 (mm)：550W×1,550H×825D
- 質量：25kg
- ヒーター寸法：150×300mm
- ヒーター形式：面状セラミック発熱体
- 中心波長：6～10μm (東京都立工芸技術センター試験済)
- 治療時間：1～30分 (1分単位)
- 安全装置：急速加温時間制御装置、過熱防止装置 (サーモスタット)
- 電気的安全保護形式：クラスI、B形



遠赤外線治療器 ハートビーマ HB-200 (2人用)

商品コード KW-155

700,000円 (税込 770,000円)

[クラスII/特管] 認証番号 20900BZZ00535000

遠赤外線治療器 ハートビーマ HB-100 (1人用)

商品コード KW-156

480,000円 (税込 528,000円)

[クラスII/特管] 認証番号 20900BZZ00534000

	HB-200	HB-100
定格電源電圧および周波数	AC100V 50/60Hz	
電源	680VA	380VA
寸法 (照射部を除く)	幅480×奥行435×高さ980 (mm)	
質量	31kg	28kg
中心波長	4～10μm	
治療時間	1～30分 (1分単位)	
温度設定	150・200・250・300・350℃	
治療温度モード	固定モードおよびリズムモード	
安全回路	ヒータ過熱防止回路	



遠赤外線治療器 サンビーマー STタイプ (スタンド・キャスター式)

商品コード KW-130

450,000円 (税込 495,000円)

[クラスII/特管]
認証番号 21300BZZ00107000AC100V 50/60Hz 400W 18kg
照射部寸法 巾250×長さ340mm

照射部の角度、方向、高さを調整することができる。イス、ベッドで多様なポジションがとれる。

遠赤外線



遠赤外線治療器 サンビーマー DSTタイプ (DXスタンド型・テーブル・キャスター式)

商品コード KW-131

550,000円 (税込 605,000円)

[クラスII/特管]
認証番号 21300BZZ00233000AC100V 50/60Hz 500W 23kg
照射部寸法 巾250×長さ600mm
30分タイマー

照射部をテーブル下のジョイント金具で連結。照射角度、横移動も自由。ワンタッチレバーにより上下動も操作可。

遠赤外線

ESPERヒータが可能にした、予熱がいらぬ急速昇温とリズムモード。



スーパーライザーEX

商品コード KB-840

2,800,000円 (税込3,080,000円)


[クラスII/特管] 認証番号 303AGBZX00082000

※本体以外はオプションとなります。

定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
電源入力	207VA
出力波長	600nm～1,000nm
定格出力	Bプローブ2.0W・Cプローブ5.0W・SGプローブ1.0W・ライトパッド5.0W
光源	LED
本体重量	40kg
寸法	464(W)×464(D)×高さ1,368(H)mm

シリーズ初のLED光源と新波長を採用。

発光効率がよく全光束が多い高精度LEDは、応答性に優れていていかなる環境下でも安定した性能を発揮します。新たに600～1,000nmの波長帯を採用し、従来器の1,000nm以上の波長帯を除き純粋に生体深達性に優れる、いわゆる「生体の窓」と呼ばれる複合波長帯にしました。



2名の患者さまに別設定にて同時施行ができます。

左右アーム独立上下スライド機能。

照射部位やベッドなどの高さに合わせ、左右のアーム位置を上下に独立して調整できます。これによりジャストフィットな照射が可能になりました。

大型前面収納ポケット

プローブや付属品を収納できる大容量スペースを確保しました。

光源に高精度LEDを採用

発光効率がよく全光束が多い高精度LEDは、応答性に優れ、いかなる環境でも効果が安定します。振動や衝撃に強く、紫外線がほとんど出ない安全性も保持します。新たに開発されたLEDプローブでは、生体内で受け取る受光量を従来機の約5倍にすることを可能としました。

新波長帯を新たに採用

新たに600nm～1000nmの波長帯を採用しました。1000nm以上の波長帯をカットし、純粋に生体深達性に優れる波長帯のみを照射できます。この波長帯とLED光源とのマッチングにより火傷の危険性を回避しつつ体内到達エネルギー量が大幅に増加させることに成功しました。

新開発LED光源内蔵軽量プローブ

新たに開発したプローブは全て単体で光源を持ちます。従来の光伝達ファイバーがなくなり超軽量仕様になりました。各プローブは症例、部位ごとに専用設計されており、それぞれ最適の照射面、光量にて照射できます。生体深達度と深達光量は従来機より大幅に増加しています。

完全2チャンネル化を実現

完全に独立した2チャンネル方式により2名同時に。個別のプローブ設定にて照射ができます。もちろんシンクロ機能にて1名に2本、最大4本のプローブで照射することも可能です。

目的に応じて選択できる多彩なプローブをご用意。
※オプション

EXプローブ オプションラインナップ

SGプローブ

定格出力: 1.0W
重量: 100g
手元ON/OFF機能



星状神経節照射に特に有効です。その他ピンポイントのツボ刺激にも応用可能です。

Bプローブ

定格出力: 2.0W
重量: 80g
手元ON/OFF機能



深部ポイントへのスポット照射へ。手持ちによる間欠照射にも有効です。

Cプローブ

定格出力: 5.0W
重量: 170g
手元ON/OFF機能



広範囲の患部に効果的。筋肉から皮膚表面の照射等、幅広い用途があります。

ライトパッド

定格出力: 5.0W
重量: 170g
手元ON/OFF機能



背中や腹部など広い範囲への照射に有効です。LEDの光が均一に照射され、しかもマイルドに作用します。対象部位に近づくと自動でON、離れると自動でOFFになる近接センサーも内蔵します。

パルスが可能にした高出力。

より深部へ、より安全に光線治療がおこなえます。

1 生体深達性の高い複合波長

「スーパーライザー」は生体深達性の高い波長帯(0.6μm～1.6μm)だけを光学フィルターで取り出した光線治療器として理想的な構造をしています。半導体レーザーのような単一波長ではなく、幅広い波長帯を有する複合波長であるため、深い患部まで確実に到達し、心地よい温感とともに複数の波長帯に係る生体効果が期待できます。

2 パルス照射で10Wの高出力を実現

「スーパーライザーPX」は、パルス照射を採用することで、従来の2.2Wを格段に上回る高出力を実現しました。これにより生体深達性をさらに高めるとともに、治療時間を短縮。しかも、高出力で照射範囲が広がるため、より簡単に近赤外線療法がおこなえるようになりました。

3 連続照射に比べ、安全性も向上

最高出力が2.2Wの従来の「スーパーライザー」でも、連続照射では皮膚温度上昇にともなう安全面の懸念がありました。そのためセーフティプログラム等の安全対策を施しておりましたが、「スーパーライザーPX」はパルス照射のため、心地よい温熱感以上に皮膚温度が上昇する心配がありません。また万が一の場合に備え、自動制御装置を内蔵しています。

場所を取らないコンパクト設計で、取り扱いがラク。

複雑な設定のいらないシンプル操作。

シングルと、同時に2カ所照射できるダブルの2タイプ。

目的に応じて選択できる多彩な先端ユニットをご用意。



同時に2カ所の照射ができる出力5Wのダブルファイバータイプ

光線治療器 スーパーライザー PX-TYPE2

商品コード KB-837

3,500,000円 (税込3,850,000円)

[クラスII/特管] 認証番号 221AGBZX00064000



10Wの高出力で高い治療効果を発揮するシングルファイバータイプ

光線治療器 スーパーライザー PX-TYPE1

商品コード KB-838

3,000,000円 (税込3,300,000円)

[クラスII/特管] 認証番号 221AGBZX00064000

	PX-TYPE2	PX-TYPE1
定格電圧	AC100V	
電源周波数	50/60Hz	
消費電力	220VA	
発振波長	0.6μm～1.6μm	
最大出力	5W+5W	10W
光源	スーパーアイオダイナミクス150W	
寸法	幅390×奥行445×高さ1,400mm	
重量	35kg	34kg

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

ピルセット、灸用品

灸用品

検査、測定

滅菌消毒

クリートム

マクラ、治療室

治療室

ボス、模型、吸玉

吸玉

治療器

温熱

健康維持、管理

テレーン

治療補助

トレーニング

健康器具

開業準備

索引

鍼電極低周波治療器・パルス

鍼電極低周波治療器

Lasper-A・MC

エース エムシー
ラスパーA・MC

鍼電極低周波治療器 + マイクロカレント

マイクロカレントは実績のデュアルクロス通電方式
この1台で鍼治療は「新たな時代」を迎える



◀小冊子付
「ユーザーから寄せられた驚きの報告2」

2つの波による鍼通電

第1の波 Lasper Wave (ラスパーウェーブ)

ラスパーウェーブとは、ソフトな当たりでしっかりした刺激を確実に伝える理想の波形です。

設定周波数

微妙な治療の周波数帯を完全カバーした24段階ロータリースイッチ (電子音表示)

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
周波数	0.1	0.3	0.5	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
No	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
周波数	2	2.5	3	5	7	10	15	20	30	50	75	100

※ 頻繁に使用する周波数を記憶しています。
※ 0.1Hzでピーク音ビビ (警告音) を設定しました。

第2の波 MC Wave (エムシーウェーブ)

MCとはマイクロカレント (微弱電流) の略です。弊社で発売しているバイオシリズのノウハウが本器の一部に組み込まれています。実績のあるデュアル通電をぜひお試しください。マイクロカレントセラピー：私たちは感じない程の微弱な電流により生かされています。人間が本来持っている自己回復機能を細胞レベルの弱い電流を流すことで細胞の活動に必要なエネルギーATP合成を促進します。最近では自律神経を整えることでも知られるようになりました。

電極に使用する鍼

ラスパーA・MCの鍼電極は、
右記のものを使用してください。

認証番号 220AGBZX00234Z00

- カナケンディスボ鍼【はり皿付】
- ディスボ中国鍼
- ディスボ鍼光華

認証番号 220AGBZX00166Z00

- カナケンディスボ鍼輝

※ 全て、太さ (0.20mm) 3番針以上をご利用ください。

パルス治療器

Lasper-A

ラスパーエース

小型・軽量・高性能

ラスパーウェーブ

正 (+) 負 (-) のバランスが非常に良く、各治療部位にソフトでしっかりした刺激を確実に伝えてくれます。

チャンネル間の干渉がない。

チャンネルごとに干渉すると波形が乱れ、安定した刺激を出すことができませんでしたが、本器は完全独立チャンネルにより、干渉することがありません。

治療時間を液晶で表示。

気になる残りの治療時間を液晶で表示しました。

電子音で操作を確認。

各スイッチの操作時、電源 ON・OFF、タイマー設定音、周波数の発音音 (調整可)、モード等切り替え時、タイマー終了時、及びエラー時に電子音でお知らせします。

携帯に便利な軽量設計。

本体重量 570g (電池別) と、携帯や移動に楽な軽量設計。

ラスパーウェーブ

ソフトな当たりでしっかりした刺激を確実に伝える理想の波形



設定周波数

微妙な治療の周波数帯を完全カバーした24段階ロータリースイッチ (電子音表示)

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
周波数	0.1	0.3	0.5	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
No	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
周波数	2	2.5	3	5	7	10	15	20	30	50	75	100

※ 頻繁に使用する周波数を記憶しています。
※ 0.1Hzでピーク音ビビ (警告音) を設定しました。

最大出力電圧をアップ

経皮電極用 (高) モードは最大 42Vp-p から 48Vp-p にパワーをアップ。
経皮通電の物足りなさを幾分解消させました。



ラスパーエース

商品コード KE-115

48,000円 (税込 52,800円)

(クラス II / 特管) 認証番号 219ALBZX00005000

定格電圧：DC7.5V (単2形乾電池 × 5本)

寸法：H88 × W235 × D165 ± 5mm

重量：570g (電池除く)

最大出力電圧：48Vp-p

最大出力電流：3.4mAms (500Ω 負荷時)

出力周波数：連続モード 0.1Hz ~ 100Hz

間欠モード 3.0Hz ~ 100Hz

ミックスモード：3&10Hz、3&15Hz、3&30Hz、3&50Hz

治療タイマー：5、10、15、20、25、30分

本体及び付属品：本体…1台、新通電コード4色組…1組、粘着導子 (TRS-2822) 1袋6コ入…2袋、単2形乾電池…5本、取扱説明書…1冊、添付文書…1枚、保証書…1部、保証登録葉書…1部

ラスパーシリーズ共通消耗品

新通電コード

商品コード KE-116D

4色組

7,500円 (税込 8,250円)

商品コード KE-116E

1本

2,000円 (税込 2,200円)




粘着導子 (TRS-2822)

商品コード KE-116A

1袋6コ入

1,080円 (税込 1,188円)



粘着パッド


商品コード KE-118A

小 (50 × 50mm) 8枚入 (2枚 × 4袋)

商品コード KE-118B

大 (50 × 80mm) 4枚入

各 1,200円 (税込 1,320円)



多彩な治療モードを搭載した 6チャンネル鍼電極低周波治療器

鍼電極低周波治療器 ESPRIT (エスプリ)

商品コード KE-631

138,000円 (税込151,800円)

【クラスII/特管】 認証番号 305ACBZX00036000

【電源】 本体：DC 6V (アルカリ単2形乾電池 [LR14] ×4本使用時)
DC 6.2V (ACアダプタ使用時)
ACアダプタ：AC 100-240V 50/60Hz

【定格消費電力】 12VA (ACアダプタ使用時)
【出力電流】 最大9.0mA (実効値、500Ω負荷時)
【直流成分】 最大740μA (500Ω負荷時)
【出力電圧】 最大40V (ピーク値、500Ω負荷時)
【出力周波数】 最大500Hz (500Ω負荷時)
【タイマー】 最大60分
【IEC 60601-1に準拠した安全クラス】 クラスIIおよび内部電源機器、BF形
【サイズ】 (W) 241×(D) 173.5×(H) 46 (mm)
【重量】 約600g (電池含まず)

独自開発の「Multi」モードをはじめ、 豊富な8種類のモードを搭載

Const.1 [コンスタント1]
一定の周波数がコンスタントに流れるスタンダードな波形です。

Surge [サージ]
通電と休止を繰り返して筋収縮を引き起こし、機能低下した筋をトレーニングします。

Burst [バースト]
低周波特有の強い刺激感を軽減させた低頻度周波数の刺激モードです。

HAN [ハン]
海外を中心に幅広く活用される治療プロトコル。異なる周波数を交互に流して疼痛を抑制します。

Const.2 [コンスタント2]
ヨーロッパで開発された治療プロトコル。様々な症状に幅広く対応します。

Multi [マルチ]
2つの異なる周波数特性を1つのモードに集約した独自開発の疼痛抑制モードです。

Sweep [スウィープ]
最低周波数から最高周波数へ変調することで刺激への「慣れ」を防止します。

MCR [マイクロカレント]
微弱な電流により傷ついた組織の修復を早め、治療を促進します。

往診でも持ち運びが便利な 軽量・コンパクト設計

治療状況に左右されない
安定した治療電流を供給
定電流出力方式

チャンネルごとに
異なる設定で治療ができる
2HC独立出力

出力微調整でやさしい治療を実現
FINEモード

治療目的ごとに使い分けできる
4種類の出力モード

設定の手間を省けて効率的
プログラム保存機能



鍼電極低周波治療器 ピコリナ

商品コード KE-138

66,000円 (税込72,600円)

【クラスII/特管】 認証番号 229AABZX00058000

【定格電源】 1. 本体：DC3.7V (リチウムイオン充電電池)、DC5.9V (ACアダプタ)
2. ACアダプタ：AC100V 50/60Hz

【定格消費電力】 12VA
【出力電流】 最大1mA以下 (実効値)
【出力電圧】 最大10V±20% (ピーク値500Ω負荷)
【出力周波数】 最大100Hz
【タイマー】 30分±5%
【電撃に対する保護の形式と程度】 クラスII及び内部電源機器、BF形
【サイズ】 (高さ) 140×(幅) 69.4×(厚み) 21.8mm
【重量】 約160g (リチウムイオン充電電池含む)
【付属品】 鍼電極、ケーブル、ピコクリップ、リチウムイオン充電電池、ACアダプタ、ソフトケース
※ 鍼電極=10本/JSP3 (0.20) ×50mm



ピコクリップ

商品コード KE-138A

4個入

2,400円
(税込2,640円)

ピコケーブル


商品コード KE-138B

1本 グリーン

商品コード KE-138C

1本 ブルー

各4,500円
(税込4,950円)



オームパルサー LFP-4000A


商品コード KE-451

42,900円 (税込47,190円)

【クラスII/特管】
認証番号 15800BZZ00963000

サイズ：W19×D15×H10cm 重量：1.5Kg

出力数：4回路 (治療点8箇所)
電源：DC6V (単2乾電池4本)
タイマー：0~30分or連続



オームパルサー LFP-4500

商品コード KE-454

82,400円 (税込90,640円)

【クラスII/特管】
認証番号 16300BZZ00151000

サイズ：W25×D17×H10cm 重量：2.0Kg

出力数：6回路 (治療点12箇所)
電源：DC9V (単2乾電池6本)
タイマー：0~30分or連続



オームパルサー LFP-4800

商品コード KE-482

102,800円 (税込113,080円)

【クラスII/特管】
認証番号 20600BZZ01044000

サイズ：W33×D18×H12.4cm 重量：2.8Kg

出力回路数：8回路
電源：DC9V (単1乾電池×6)
タイマー：0~30分・連続

オームパルサー用



ワニロコード

商品コード KE-453A

(4色セット)

3,680円 (税込4,048円)

商品コード KE-453B

(6色セット)

5,460円 (税込6,006円)

商品コード KE-453C

(8色セット)

7,000円 (税込7,700円)

電極表示：⊕ワニロカバー黄
⊖ワニロカバー緑

低周波経皮電極 3M導子

商品コード KE-453E

1シート (10ヶ入) ×10

4,000円
(税込4,400円)

表面ゴム電極

商品コード KE-453D

10コ入

1,200円
(税込1,320円)



オームパルサー LFP-2000e

商品コード KE-567

日本製

価格はお問い合わせください

【クラスII/特管】 認証番号 226AGBZX00098000



寸法：215mm (W) ×138mm (D) ×43mm (H) ±10%
AC駆動 最大電圧 (90vp-p)
音量調節：3段階あり/終了音あり
タイマー：1~30分 (1分刻み)
重量 (本体)：500g
使用環境：温度 -10℃~28℃・湿度 90%以下
(結露しないこと)



ディスポ電極 ビトロード電極 F-150S

商品コード KE-379

150個入 (1袋3個×50袋)

17,900円 (税込19,690円)

サイズ：18mm×36mm

商品コード KE-379B

30個入 (1袋3個×10袋)

4,125円 (税込4,538円)

サイズ：18mm×36mm

Biomini II

— バイオミニ II —

マイクロカレント
微弱電流

免疫力アップの向上に

自律神経のバランス調整に

痛み・美肌・疲労回復に

戦うアスリートへ

「急性の痛みの早期回復に」


微弱電流をお顔全体に流して、体のメンテナンスにも効果的

「女子力アップ」



◀ 顔

お肌の細胞を活性化させるマスク通電は一人でもできます。



▶ 全身

リンパドレナージュは全身の疲れにお勧めです。

タイマー表示
(残り時間表示)電池残量表示
(点滅したら交換の合図)音量表示
モードスイッチを押しながら、出力レベル
①②で調整します。出力表示
(2チャンネルそれぞれ
の出力レベルを表示)

①スタートスイッチ

②ストップスイッチ

モードスイッチ
(こり・痛み・美肌・疲労)

モード 「こり」「痛み」

痛めた部位を
メンテナンス

モード 「美肌」

コラーゲン線維の
合成を促進

モード 「疲労」

血流促進、細胞修正、
疲労物質の除去

身体の最深部・ 根源を再生

マイクロカレントは、生体が損傷した細胞を修復させるときに出す損傷電流と同じレベルの電流を流すことにより組織修復、再生の促進をします。

マイクロカレントセラピー

私たちは感じない程の微弱な電流により生かされています。新しくなったバイオミニIIはスピーディに効率よく目的の治療を行います。

信頼のデュアル通電方式

※4極干渉通電により高い効果が期待できます。

トータルプログラム

有効性の高いプログラムから4つのモードで、すべてに対応いたします。

▲小冊子付
「ユーザーから寄せられた驚きの報告」▲小冊子付
「ユーザーから寄せられた驚きの報告2」

バイオミニ II

商品コード KE-562

154,000円 (税込 169,400円)

(クラスII / 特管) 認証番号 226AFBZX00071000

- 定格電圧：DC5V、単三形乾電池4本、
[別売] 専用ACアダプター (入力AC100V)
- 定格消費電力：0.3W
- 寸法：(高さ) 37.1mm × (幅) 223.5mm × (奥行) 124.6mm
- 重量：290g
- 最大出力電流：2mA (1000Ω 負荷時)
- 定格出力電圧：12.6Vp-p (1000Ω 負荷時)
- 出力周波数：0.27 ~ 333Hz
- パルス幅：1ms ~ 1850ms
- 出力波形：パルス波
- 出力チャンネル数：2チャンネル
- 治療時間：15、20、35分
- 使用環境条件：温度 10 ~ 40℃、湿度 30 ~ 75%、
気圧 700 ~ 1060hPa
- 安全装置：ゼロスタート方式、電源スイッチ、
出力レベルDOWNスイッチ
- 適合規格：JIS T2003：2011

付属品

	品名	商品コード	価格
①	粘着導子 TRS-7000	KE-549E	2,200円 (税込 2,420円)
②	オクトバコード	KE-509K	12,000円 (税込 13,200円)
③	ワニ口アダプター (4個1組)	KE-563A	2,880円 (税込 3,168円)

別売品

	品名	商品コード	価格
④	エーカークリップ	KE-509N	19,000円 (税込 20,900円)
⑤	専用ACアダプター	KE-563B	2,900円 (税込 3,190円)



4つのモードから選ぶ 簡単操作

こり 痛み 美肌 (再生)
疲労 (リンパドレナージュ)

モード	治療時間	目的
こり	15分	首、肩、背部のこり
痛み	15分	首、肩、腰、手足の痛み スポーツ後筋肉のダメージケア 急な運動による筋肉痛等

モード	治療時間	目的
美肌	20分	傷ついた肌、ニキビ、シミ、 しわ、育毛
疲労	35分	疲れ切った体のメンテナンス アレルギー体質、手足が冷たい、 眠れない時



交番磁界治療器 エイト

商品コード KE-632

価格 お問い合わせ下さい

〔クラスⅡ/特管〕認証番号 30400BZX00015000

本体寸法	100×148×35mm
パッド寸法	64×42×15mm
ケーブル長	900mm
本体質量	310g (電池含む)
パッド質量	36g (ケーブル含む)
構成	本体1台、パッド4個 ※電池は付属しておりません

交番磁界とは？

時間と共に大きさと方向が変化を繰り返す磁界のことです。磁石などから生じる通常の磁界は時間的な変動は無く、静磁界と呼ばれています。

セルフケアでも使いやすい、簡単な操作方法



- ①本体の電源を入れて使用するパッドを接続します。(4個すべて接続しなくても使用できます)
- ②パッドを痛みのある部位にサージカルテープやバンドで固定します。
- ③STARTボタンを押すと治療が始まります。30分経つと自動で停止します。

低侵襲＆安全

エイトの交番磁界は侵襲性が軽微であり、副作用が発生する可能性が低い磁界を制御する技術により、人が知覚できない強度の微弱な交番磁界を照射します。

様々な部位の疼痛に。



2種類の磁界を経皮的に照射し、神経細胞等を刺激することで疼痛を緩和。

2種類の磁界を経皮的に照射し、神経を刺激することで疼痛を緩和させる医療機器です。「交番磁界治療器」として一般的名称を創設し、医療機器承認を取得しています。



ダークグレー

イエローゴールド

コンディショニング機器 ATミニチャージ

商品コード KE-145A

商品コード KE-145B

ダークグレー

イエローゴールド

各39,000円(税込42,900円)

定格電源	DC3.7V / 500mAh (リチウムイオン充電電池) DC5V (充電時)
定格消費電流	270mA / DC5V (充電時)
出力電流	実効値 最大190μA±20%
出力電圧	250mV±20% (ピーク電圧値、1kΩ負荷)
出力周波数	0.2Hz～400Hz (duty50%、プログラムごとに固定)
タイマー	3時間/12時間 (プログラムごとに固定)
サイズ	(W) 45×(D) 13×(H) 70.8 (mm)
重量	約45g

コンディショニング・ケアをサポートする
ポータブル・マイクロカレントの最新版。
最長12時間の連続使用はそのままに、
より軽く、よりコンパクトに進化しました。

CARE ケアモード

毎日のコンディショニング・ケア
お休みの時や移動中など日頃のコンディショニング・ケアにおすすめのモードです。

タイマー：12時間

MULTI マルチモード

気になる部位を集中トリートメント
短時間でのリフレッシュに最適なモードです。アクティブだった身体をリセットでき、ストレッチとの併用もおすすめです。

タイマー：3時間

COMB コンビモード

大事なときのスペシャルケア
短時間でのリフレッシュとケアのどちらにも適したモードです。パフォーマンスを発揮したい日の前日にもおすすめです。

タイマー：12時間



スイッチひとつで
簡単操作。

これまでのATminiに比べ、約26%小型化※を実現。USB充電が可能になり、専用の充電器が不要になったことで、さらに使いやすく、持ち運びも便利になりました。新しく搭載された「MULTI」モードはアクティブだった身体をリセットでき、ストレッチとの相性も抜群です。日頃のコンディショニング・ケアからトレーニング後のトリートメントまで自宅でももちろん、フィールドや移動中など場所を選ばず、いつでもセルフケアが行えます。
※本体の容積比



微弱電流で皮膚インピーダンスを測定、治療ポイントに的確にアプローチ。

IMモードとMCRモードの2つの治療モードを搭載。中周波帯の微弱電流（マイクロカレント）を通電し、皮膚インピーダンスが測定できるIMモードは、治療ポイントを的確に見つけて効果的な治療が可能です。また、治療グラフ表示と治療音による視覚的・聴覚的な情報によって、患者様へ治療効果を分かりやすくフィードバックすることができます。

低周波治療器・治療点検索測定器組合せ理学療法機器 イトー IM2000

商品コード KE-605

798,000円(税込877,800円)

〔クラスⅡ/特管〕認証番号 302AABZX00089000

IM

MCR

2CH独立操作

コンビネーション治療可※

カラー液晶+タッチパネル

専用ケース付属

※別途、超音波治療器が必要です。

定格電源	DC3.6V (リチウムイオン充電電池) DC5V (ACアダプタ) AC100V 50/60Hz
定格消費電力	24VA (ACアダプタ AC100V 50/60Hz入力時)
出力電流	MCRモード：750μA (ピーク電流値)、 530μA (実効値) 負荷500Ω時 IMモード：1,300μA (ピーク電流値)、 919μA (実効値) 負荷19,200Ω時
出力電圧	MCRモード：0.375V (ピーク電圧値) 負荷500Ω時 IMモード：0.65V (ピーク電圧値) 負荷500Ω時 ：25V (ピーク電圧値) 負荷19,200Ω時
タイマー	MCRモード：最大480分 IMモード：最大90分
電撃に対する保護の形式と程度	クラスⅠ及び内部電源機器、BF形
サイズ	(W) 182×(D) 91×(H) 47 (mm)
重量	約300g (リチウムイオン充電電池含む)



微弱電流で情報を掴み、痛みを取る。

低周波治療器 レボボックス

商品コード KE-606

2,300,000円(税込2,530,000円)

〔クラスⅡ/特管〕認証番号 220AIBZX00002000

電源	電源6V 単二形アルカリ乾電池 (1.5 V) 4個
出力	705μA (最大)
パルス波形	矩形波
周波数	200～5,000Hz
本体寸法	W215×H65×D315 (mm)
出力電流	最大50mA (ピーク電流値、負荷1000Ω時)
本体重量	1.1kg ※電池含まず

独自の微弱電流技術を使った視覚メーターとサウンドで、体の状態を把握し、治療します。

革新的スティック型プローブを使って患者の体の状態を、目と耳でキャッチし、独自の微弱電流（マイクロカレント）で的確な治療効果を生み出します。

損傷を受けた細胞のイオンを生体電流に働きかけ、正常な状態に戻す。


生体は細胞や組織が損傷を受けると、その損傷部位は電氣的にマイナスに傾き、プラスに荷電された修復物質（アミノ酸、タンパク質など）を取り入れる働きを強めます。その生体が持つ自然な、非常に微弱な電氣的な流れを損傷電流と言います。REBOXは、そのバランスが崩れた組織を正常な状態に戻す損傷電流を補うことで、疼痛や筋萎縮を改善します。




デモンストレーション実施中です。
お気軽にお問い合わせください。

表層部位から深層部位まで刺激をコントロール。 新開発の『PDM波形』を搭載。


PDM波形はあたりが柔らかく、多くの電気を流せます。



(イメージ図)



1.5キロ…
約1.37kHz~1.74kHz(可変)



低周波の正弦波に近似した信号
1.5キロ…約1.37kHz~1.74kHz(可変)
2.7キロ…2.7kHz

- 心地よく躍動する1.37~1.74kHz
- 筋収縮に優れた2.7kHz

体を通してサインカーブに変化
人体を通すことで、正弦波に似た信号となり、その中でも小刻みな高周波のインパルスにより、よりソフトに、より高周波成分を有効に与えることができます。

ソフトな刺激感で体にチャージ
体の中の等価静電容量に対する充電電流が小刻みに供給され、充電量も緩やかに上昇し、体感的によりソフトな刺激感を得ることができます。

低周波治療器

SARNOS

— サーノス —



低周波治療器

SARNOS (サーノス)

商品コード KE-548

850,000円 (税込935,000円)

[クラスII / 特管] 認証番号 222ALBZX00038000

- 定格電圧：AC100V
- 電源周波数：50/60Hz
- 電源入力：100VA
- 最大出力電圧：130Vpp±20% (500Ω負荷時)
- 最大出力電流：70±10mA (500Ω負荷時)
- 出力周波数：1.36kHz±10%~1.74kHz±10%
2.7kHz±10%
- 出力波形：A、B
- 出力チャンネル数：6
- 安全装置：ゼロスタート方式・ストップスイッチ・電源ヒューズ5A
- 保護の形式：クラスI機器
- 保護の程度：BF形装着部
- 本体の寸法：幅330mm×奥行351mm×高さ226mm
- 本体の重量：約5.2kg



【付属品】

- 電源コード……………1本
- アースコード……………1本
- 2P-3P交換プラグ……………1個
- 導子コード……………黄緑橙各2本
- 丸型湿性平導子……………黄6個・青6個
- マジックバンド……………長3本・短3本
- 添付文書……………1部
- 取扱説明書……………1部

ショット機能

ショットはLOW・MIDDLE・HIGHの3種類、さらにレベルダイヤルで0~100の調整可。

極性切換機能


極性切換ボタンで極性の切換ができます。低周波の極性による通電は(+と-の比は1:2です)。

大容量の出力・多チャンネル仕様

余裕の70mAを出力(500Ω負荷時)。コンパクトボディに6チャンネルを装備しました。

シンクロ機能(SYN)

常時は二人用(左1~3チャンネル+右4~6チャンネル)となっていますが、一人用として6チャンネルを使って治療する場合、シンクロボタンONでタイマーが同期して、6チャンネルが一人用として使えます。



※テクノゲル電極はオプションです。

オプション(別売品)



サーノス専用 架台

商品コード KE-548M

78,000円
(税込85,800円)


高さ1,115×幅530×奥行480mm



Vスティック

商品コード KE-549K


12,000円
(税込13,200円)



KANA EMS PAD

商品コード KE-575B

1,950円 (税込2,145円)




KANA EMS PAD

商品コード KE-575D

2,650円 (税込2,915円)

丸い導子を
スツクリと
収納



サーノス導子 ホルダー

商品コード KE-548K

7,000円 (税込7,700円)



グローブ型導子

商品コード KE-549B

3,600円 (税込3,960円)



プロゼリー

商品コード KB-357A

(ノーマル) 300g

1,200円 (税込1,320円)

各8,200円 (税込9,020円)



低周波治療器 イトー ESPURGE (エスパージ)

商品コード KE-574

115,000円 (税込 126,500円)

〔クラスII / 特管〕 認証番号 226AABZX00090000

定格電源	本体：DC7.4V (リチウムイオン充電電池) DC12V (ACアダプタ) ACアダプタ AC100V 50/60Hz
定格消費電力	24VA
出力電流	最大31mA±20% (実効値)
出力電圧	最大40V±20% (ピーク値、500Ω 負荷)
出力周波数	最大400Hz±10%
タイマー	最大60分±5% (MCRモードは最大480分±5%)
電撃に対する保護の形式と程度	クラスII及び内部電源機器、BF形
サイズ	(H) 151×(W) 84×(D) 23.5mm
重量	約230g (リチウムイオン充電電池含む)

小型電気刺激のニュースタンド。

3つの電気刺激モードで、鎮痛から治療の促進まで幅広く対応

●症状に合わせたプリセットプログラムを各モードに5種類搭載。

TENSモード
痛みを鎮静させる

EMSモード
筋肉を刺激し、運動を促す

MCRモード
損傷部位の治療を促進

モードを組み合わせることで治療ができるシーケンシャルモード搭載

●目的に合わせて治療の流れを自由に設定できるので、治療の幅が広がります。

SEQ.1

SEQ.2

●2CH完全独立出力、異なるモードで治療が可能。

●誰でも快適に操作できるカラー液晶+タッチパネル。

●リチウムイオン充電電池搭載。



低周波治療器 エスミス

商品コード KE-629

728,000円 (税込 800,800円)

〔クラスII / 特管〕 認証番号 306AABZX00006000

定格電源	DC 12V (AC アダプタ) AC100-240V、50/60Hz DC 7.2V (リチウムイオン充電電池)
定格消費電力	65VA
出力電流	最大44mA (実効値、500Ω 負荷時)
出力電圧	最大200V (ピーク値、500Ω 負荷時) (最大400Vp-p (500Ω 負荷時))
出力周波数	最大200Hz
タイマー	最大60分
電撃に対する保護の形式と程度	クラスI及び内部電源機器、BF形
サイズ	(W) 212×(D) 135×(H) 55 (mm)
重量	本体 (電池含む)：約775g 本体 (電池含まず)：約680g

最大
400V
p-p

2つのHi-Voltage モードを搭載

Hi-Voltage

鎮痛、疼痛の軽減

単相性のツインピークパルス波形を用いることで、高い電圧での治療が可能です。極めて短い時間に連続した出力を行うことで、皮膚抵抗が低く抑えられ、高電圧 (最大400Vp-p) の電気刺激を深部組織まで到達させることができます。

マルチスウィープモードを搭載

新たに搭載された「マルチスウィープモード」は、高い周波数と低い周波数を独自のアルゴリズムで変化させることで、患部を効果的に刺激することが可能です。

HV-EMS

筋萎縮改善

低下した筋力のトレーニング
HV波形を用いたEMSモードでON/OFF時間の設定 (ランプアップタイム、ホールドタイム、ランプダウンタイム、オフタイム) が可能です。筋萎縮改善や低下した筋力のトレーニングなどリハビリでもご使用いただけます。

High power × Compact

ハイボルテージ

求めていたHi-Voltageがついに登場。

深部組織を刺激するHi-VoltageモードとHV波形を用いた筋電気刺激を行うHV-EMSモードを搭載。

持ち運びに便利なコンパクトサイズでありながら、最大400Vp-pのハイパワーを実現しました。新しい電気刺激のアプローチが可能なパルスタッチ導子をはじめとする豊富なアクセサリで、症状に合わせたきめ細かな治療が可能。バッテリー搭載で場所を選ばず治療ができるので、スポーツの現場や往診でもご活用いただけます。

Orthopedics

整形外科・接骨院
怪我や機能障害、
痛みのアプローチに

Sports

スポーツ
電源が確保できない
スポーツの現場に

Rehabilitation

リハビリ・介護
脳血管、運動器疾患などの
リハビリテーションに



業務用ポータブルマシン CTR

商品コード KE-633

1,920,000円 (税込 2,112,000円)

定格電圧及び周波数	AC100V 50/60Hz
出力周波数	1~125,000Hz
最大出力電流	M ³ wave：約70mA _{rms} (500Ω 負荷時) 微弱M ³ wave：約800μA _{rms} (500Ω 負荷時)
タイマー	1~99分
チャンネル数	出力独立4チャンネル
本体寸法 (約)	幅340mm×奥行225mm×高さ90mm
本体重量 (約)	2.6kg

M³wave
EMS2.7kHz
MCR

特殊波形 M³wave 高域変調 多重複合波

特許取得波形M³waveは、電気特有のチクチクした痛みを伴わず、優れた深部浸透性により、深層筋肉まで作用します。絶えず周波数が変化するため、電気刺激への筋肉の慣れを防ぎ、効果的なトリートメントを提供します。

A ケアモード

スポーツにおいて起きる様々なシーンで活躍できるモードとして設定。特殊波形M³waveが深層の筋肉はもちろん、深層の筋肉までの運動をサポートします。

B トレーニングモード

筋肉の種類を問わず、出力と同時に効果的な筋運動をさせることで、日頃使われていない筋肉の運動をサポートします。

C リカバリー (MCR) モード

変調多重微弱電流 (M³マイクロカレント) を搭載したモード。ハードなトレーニング後のコンディショニングを整えます。

D ボディメイクモード

ケアモードとトレーニングモードの特性をチャンネルによって分けたモード。異なるモードを合わせる事で、それぞれの筋肉の状態によって分けていたモード選択のわずらわしさから解放します。

トレーナーが求める機能を一台に 独立4CHコンパクトマシン

「トレーナー活動は遠征が多く、本格的なケアが難しい。」そんな現場のお悩みを解決するために「CTR」は開発されました。

複数のポイントへ同時にアプローチ可能な独立4CH仕様。約2.6kgと持ち運びに適した本体重量。

また、電源のない屋外でも使用可能なポータブルバッテリーをご用意しました。

CTRは、あなたの快適なコンディショニングライフをサポートします。

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

ピカミバン

灸用品

検査測定

滅菌・消毒

オイル・ム

ベッド・マ

治療室

ボスター

吸玉

治療器

温熱

健康維持・

テーピング

治療補助


トレーニング

健康器具

開業準備

索引

粘着パッド・マジックバンド



電流分散により
通電性をアップ!

アクセルガード社製ジェル
シートを使用

EMSパッドのリーディングカンパニーであるアクセルガード社製のジェルシートを使用。使用感における品質の安心感は抜群です。

導電カーボンフィルム仕様

高級EMSジェルパッド用導電カーボンフィルムの採用で、そのフレキシブル性と低電気抵抗性により、安定した使い心地を実現しました。

ピン先を扇状に広げて埋め
込む独自設計

ジェルの通電性が格段によくなり、パフォーマンスが向上しました。



KANA EMS PAD
(カナ イーエムエス パッド)

商品コード KE-575A

丸
2,200円 (税込2,420円)
直径7cm 1袋4枚入

商品コード KE-575B

角
1,950円 (税込2,145円)
5cm×5cm 1袋4枚入

商品コード KE-575C

3.2丸
1,700円 (税込1,870円)
直径3.2cm 1袋4枚入

商品コード KE-575D

5×9
2,650円 (税込2,915円)
5cm×9cm 1袋4枚入

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール
カミバン・
ピンセット

もぐさ
灸用品

検査・測定

滅菌・消毒

オイル・
クリーム

ベッド・
マクラ

治療室

ボス・タイ
模型

吸玉

治療器

温熱

健康維持・
管理

テーピング
用品

治療補助
用品

トレーニング

健康器具

開業準備

索引

ITO STIM BARRIER
(イトー スティムバリア)

商品コード KF-639

60g
2,500円 (税込2,750円)

塗るだけで
保護ヴェールを形成、
お肌を守ります。

バリア膜がお肌を「守る」

温度感応性高分子クロスポリマーが、皮膚に薄いバリア膜を形成します。バリア膜があることで、お肌の水分が外に逃げないように潤いをキープします。また、テープなどを剥がす際の角質表皮剥離を軽減させます。

バリア膜で「潤い」をキープ

バリア膜によって表皮からの水分蒸散を抑え、お肌(角質層)の潤いを保ち、外気の影響による乾燥からお肌を守ります。

お肌に優しく、健やかに「整える」

無香料、無着色、パラベンフリー、弱酸性(pH6.2前後)で敏感肌の方でもお使いいただけます。8種の混合植物エキスを配合し肌荒れを防ぎながら、お肌のキメを整えます。

スティムバリアの
使用方法



①お肌にスティムバリアを塗布します。



②薄く延ばすようにお肌に馴染ませます。



③スティムバリアが乾燥したら、粘着パッド等を貼り付けます。



50mL

500mL

MEDICA CLEAN MIST
クリーンミストスプレー

商品コード KF-622A

50mL
600円 (税込660円)

商品コード KF-622B

500mL
2,500円 (税込2,750円)


全170種類以上に対応

細菌類・カビ・ウイルス類について外部検査機関での試験で有効を確認しております。

多剤耐性菌(MRSA等)・コレラ菌(食中毒菌)・大腸菌・腸管出血性大腸菌O157・黒こうじカビ・レジオネラ菌類・枯草菌・白黴菌(水虫原因菌)・結核病原菌・流行性感冒原因ウイルス(香港A2型)・緑膿菌類・ヘルペスウイルス(口内炎・角膜炎の発症)サルモネラ菌・ロタウイルス(冬季下痢症)・黄色ブドウ球菌類(食中毒原因菌)

ジェルパッドを長持ち
させる専用スプレー

MEDICA CLEAN MISTの抗菌力の仕組み



両端マジック付

織込タイプ
エラストパイル
素材のため
耐久力が大幅
アップ



マジックベルト
紺色

商品コード KA-606
大(幅4.5cm×長さ120cm)
1,000円 (税込1,100円)

商品コード KA-605
小(幅4.5cm×長さ60cm)
740円 (税込814円)

片側マジック付



マジックバンド
ブルー

商品コード KA-612
大(幅4.5cm×長さ120cm)
970円 (税込1,067円)

商品コード KA-611
小(幅4.5cm×長さ60cm)
600円 (税込660円)

材質: 表面 ナイロン 裏面 ウレタン
裏面片側にマジック付き

片側マジック付

織込タイプ
エラストパイル
素材のため
耐久力が大幅
アップ



巾広マジックベルト
紺色

商品コード KA-609B
大(幅10cm×長さ120cm)
2,250円 (税込2,475円)

商品コード KA-608
小(幅9.5cm×長さ60cm)
1,160円 (税込1,276円)

片側マジック付



巾広マジックバンド
ブルー

商品コード KA-614
大(幅10cm×長さ120cm)
2,100円 (税込2,310円)

商品コード KA-613
小(幅10cm×長さ60cm)
1,200円 (税込1,320円)

材質: 表面 ナイロン 裏面 ウレタン
裏面片側にマジック付き



NEOテクトロン ONE-P6 Plus

商品コード KE-618

4,200,000円 (税込4,620,000円)

〔クラスⅡ / 特管〕 認証番号 303AFBZX00080000


◇本体仕様

電撃に対する保護の形式	クラスⅠ 機器
電撃に対する保護の程度	BF形装着部
定格電圧及び周波数	AC100V 50/60Hz
電源入力	170VA
寸法	540W×515D×1245H (mm)
重量	43kg

◇低周波出力部仕様

最大出力電圧	低周波 380Vp-p (500Ω 負荷時) MCR 1.0Vp-p (500Ω 負荷時)
最大出力電流	低周波 70mA Arms (500Ω 負荷時) MCR 800μA Arms (500Ω 負荷時)
最大吸引圧	−25kPa
出力周波数	低周波 1.1kHz~1.6kHz MCR 1.6kHz
出力波形	A、B、C、D、E、MCR
治療タイマー	1~99分
出力チャンネル数	6

NEOテクトロンONE-P6のランダムアクセス波+ネオV3波に加え、新たにマイクロカレント(微弱電流)を搭載。7つのモードで幅広い治療を実現します。



セラピムボディ E8

商品コード KE-583

2,500,000円 (税込2,750,000円)

非医療機器

電源入力	100W以下
定格電圧及び周波数	AC100V 50/60Hz
出力波形	エムキューブ波
出力周波数	1~12.5万Hz
最大出力電流	60±20mA Arms以下 (500Ω 負荷時)
タイマー	連続、10分、20分、30分、40分
出力チャンネル数	8
安全装置	ゼロスタート方式 ストップスイッチ 電源ヒューズ 125V 2A B種
寸法	約450W×約350D×約960H (mm)
重量	約17kg

M³wave 高域変調 多重複合波

8チャンネル16パッドのエムキューブ波で、深からボディメイキング

2名同時に
4部位の施術

セラピムボディE8は、エムキューブ波によるEMS美容機です。通常の運動では鍛え、引き締める事が難しいインナーマッスル(深層筋肉)のトリートメントで、美しいフォルムを内面から導きだします。



スキんケア ボディセラピー ESTHELUX E-pro (エステラックス イープロ)

商品コード KW-157

価格 お問い合わせ下さい

タイプ	スキんケア機器(光線治療器)
幅・奥行き・高さ [W×L×H]	510×190×720mm - Stand box 450×440×360mm - Esthelux box
重さ	Stand box - 9.2kg / Esthelux box - 5.5kg
周波数	Blue-420nm / RED-635nm / IR-830nm
SLD数	1,296ea
レベルの強さ (Max)	Blue (420nm) / 16.9mw/cm² Red (635nm) / 18mw/cm² IR (830nm) / 25.8mw/cm² Blue + IR / 25.1mw/cm² Blue + Red / 41.2mw/cm² Red + IR / 33.9mw/cm²

スキんケア LED

差別化されたメドミックスのLED技術で完成させました。

セルフモード

エステティックサロンで手動モードを使用し自宅でセルフモードを使用する。

オールインワンケア

フェイシャルケアからボディケアまでオールインワンケア。

フェイシャルケアからボディケアまでオールインワンケア。

LLLT (low-level light therapy) ESTHELUX E-pro/微弱光セラピーは、光工学プロセスに基づいた光線療法の一つです。新しいスキんケアとして注目を集めているLEDを使った光療法です。



NEOテクトロン ONE-P6

商品コード KE-582

4,000,000円 (税込4,400,000円)

〔クラスⅡ / 特管〕 認証番号 226ALBZX00014000

◇本体仕様

電撃に対する保護の形式	クラスⅠ 機器
電撃に対する保護の程度	BF形装着部
定格電圧及び周波数	AC100V 50/60Hz
電源入力	170VA
安全装置	ゼロスタート方式 STOP ボタン 電源ヒューズ 5A 出力ヒューズ 100mA
寸法	550W×575D×1245H (mm)
重量	48kg

◇低周波出力部仕様

最大出力電圧	380Vp-p (500Ω 負荷時)
最大出力電流	70mA Arms (500Ω 負荷時)
最大吸引圧	−25kPa
出力周波数	1.1kHz~1.6kHz
出力波形	A、B、C、D、E、F
治療タイマー	1~99分及び連続
出力チャンネル数	6

充実した吸引機能

センタースイッチ

自然音・音声ガイダンス

シンクロ機能



高周波機器

RAFOS Black Physio (ラフォス ブラック フィジオ)

商品コード KE-638

1,900,000円 (税込2,090,000円)

非医療機器

寸法 (mm)	470 (W) × 348 (D) × 168 (H)
重量	8Kg
周波数 (CET)	0.3&0.5MHz
周波数 (RET)	0.5MHz
タイマー	1~60分
消費電力	150VA
電源	AC110V, 60Hz
電気衝撃に対する保護形式	Class 1 BF

■標準セット

RAFOS高周波機器
L字プローブ (CET,RET)
電極 (CET): 70mm,40mm
電極 (RET): 80mm,50mm
FASCIA BAR Banana
対極プレート
対極スティック
ハンドバンド
MULTIPOLAR

電極 浅層部位から深層部位まで施術が可能

RET 深層部位に加熱 Resistive Electrode Transfer
CET 中層部位に加熱 Capacitive Electrode Transfer

MULTIPOLAR 浅層部位に加熱

FREE BAND (RAFOS + 徒手療法)

Facia BAR 対応可能な特殊電極を準備

スポーツ現場で
マルチに大活躍

- ウォーミングアップ
- リハビリ
- コンディショニングケア



高周波温熱機器 (ラジオ波)

RAFOS mini Physio (ラフォス ミニ フィジオ)

商品コード KE-620

880,000円 (税込968,000円)

非医療機器

電源	AC110~220V 50/60Hz
電力	MAX 180VA
消費電力	105W (at 1KΩ)
RF出力 (最大)	DUAL 0.3&0.5MHz
RF出力周波数	1~60MIN. (Adjustable)
サイズ (本体)	343mm (W) × 277mm (D) × 128mm (H)
重量	5kg
感電防止	CLASS 1BF

コンパクトで
セルフ施術可能！
トレーナー用ハイパワー
高周波温熱機

アスリート、トレーナーの為にハイパワー高周波！コンパクト持ち運びも簡単、セルフでも施術可能、また貼り付けプレートでトレーニング併用も可能！これ1台で選手のケアを！



CET機能 (モノ)
SHP機能 (セルフ)
FTC機能 (リリース)
高速熱到達 10秒
深部加熱方式
静音機能
ノンスパーク機能

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

カメラ

ピシット

もぐさ

灸用品

検査測定

滅菌消毒

オイル

ベッド

マクラ

治療室

ボスター

模型

吸玉

治療器

温熱

健康維持

テーピング


治療補助

トレーニング

健康器具

開業準備

索引



複合高周波 EMS 機器 EXCARE Di (エクスカ ディーアイ)


商品コード KE-621

382,000円 (税込420,200円)

電源方式	ACアダプタDC12V
消費電力	最大12W
使用時間	一部1回40分まで
タイマー時間	1~40分可変 (初期設定値20分)
安全装置	過電流保護 / 出力確認表示
電源コード	(太さ) 0.75? (長さ) 約1.8m
出力周波数	1~50万 Hz (短形波)
最大出力電流	90mA (500Ω 負荷時)
本体寸法	(高さ) 50mm (幅) 280mm (奥行) 150mm
本体重量	約450g (ACアダプタ等付属品は除く)
ACアダプタ仕様	(入力) AC100~240V 50/60Hz (出力) DC12V
材質	本体/側面・筐体 (ABS樹脂)、操作パネルシート (PET) 導子/粘着部 (ゲル)、導電部 (ステンレス線及びアルミ箔)

独自開発の「複合高周波」は日米で特許を取得

1~50万 Hzまで出力し、表層筋のアウトマッスルはもちろん、深層筋のインマッスルまで届く波形です。従来のEMSではアウトマッスルとインマッスルを同時にアプローチすることはできませんでした。しかし、「複合高周波」はアウトマッスルとインマッスルを同時にアプローチすることを可能にしました。



MODE 1
INNER TRAINING
インナートレーニング

MODE 2
SHAPEUP
シェイプアップ

MODE 3
WORK OUT
筋力トレーニング

MODE 4
RELAXATION
リラクゼーション



複合高周波 EMS 楽トレ LITE

商品コード KE-603

1,100,000円 (税込1,210,000円)

- 20分で6,000回以上の広く・力強い筋収縮運動
- 「力強い」なのに「痛み」が出にくい


姿勢改善
動きやすい体こりや痛みの
予防健康寿命の
延伸理想の
体づくりを
サポート

楽トレ LITEは、特許技術「複合高周波」を搭載したEMSです。EMSとは筋肉に直接電気刺激を与えて筋収縮運動を促す機器です。複合高周波は、低周波と高周波を組み合わせた独自の波形です。1~50万 Hzの広く・力強い形で、アウトマッスルはもちろん、深部のインマッスルにまで、効果的にアプローチします。

目的別に4つのモードを搭載

- ①インナートレーニング インマッスルのアプローチに特化したモード
- ②シェイプアップ インナー・アウトマッスルを効果的に鍛えられるモード
- ③筋力トレーニング 効果的な筋力アップの補助など筋力トレーニングに適したモード
- ④リラクゼーション 筋肉をゆっくり動かし筋ポンプ作用の高いモード

電源方式	交流式
電源・電圧	AC100-240V 50/60Hz
消費電力	18W以下 (500Ω 負荷時)
出力周波数	1Hz~50万 Hz (短形波)
出力チャンネル数	2チャンネル
出力モード数	4モード
出力レベル	30段階
タイマー時間	1~40分
安全装置	過電流保護 / 出力確認表示
本体寸法	幅438mm 高さ65mm 奥行144mm
本体質量	約3kg
ACアダプタ仕様	入力: AC100-240V 50/60Hz、出力: DC12V



複合高周波 EMS エクスカプロⅢ

商品コード KE-585

1,600,000円 (税込1,760,000円)

特許取得の「ダブルインパクト波形」搭載 進化した複合高周波 EMS マシン


非医療機器

電源電圧	ACアダプタDC12V
消費電力	最大24W
出力周波数	1Hz~50万 Hz (短形波)
出力電流	100mA以下 (500Ω 負荷時)
出力	3チャンネル
設定モード数	8
タイマー時間	1~40分
本体寸法	高さ90mm×幅422mm×奥行き302mm
専用スタンド設置時	高さ993mm×幅432mm×奥行き370mm
本体重量	3.9kg (ACアダプタ等付属品は除く)
ACアダプタ仕様	入力定格AC90V~246V 50/60Hz
出力定格	+12V DC5.0A


■イメージ図

皮膚抵抗が強く奥に届かないビリビリした痛みを伴う

アウターもインナーも同時に鍛えます



インマッスルとアウトマッスルの両方の効率良く鍛える



業務用 EMS 機器 フィジオ EMS8

商品コード KE-601

1,280,000円 (税込1,408,000円)

非医療機器

定格電源	AC100V 50/60Hz・DC24V 1.9A
最大電圧	120V (p-p)
最大電流	70mA (rms) ※実効値
消費電力	30W
本体寸法	W385×H50×D255 (mm)
本体重量	1.8kg
波形	PDM波 (パルス密度変調波)
出力	1.7kHz (スウィープ)・2.7kHz (固定) 高周波
周波数	※パルス幅換算: 125,000Hz
出力CH数	4CH (8パッド) ※分極時16パッド
安全装置	過電流防止
電流表示	mA ※7インチカラーディスプレイ

国際特許波形搭載。
インマッスルに届く、だけじゃない「慣れさせない+残存感」。

- 最大16パッドによる高周波EMSが生み出す深層筋アプローチ。
- 「ソフトな体感と確かな筋運動」の両立を実現したPDM波形

「深層筋アプローチ、慣れさせない、残存感」
プロフェッショナルEMSに必要な
3大条件を叶える3つの独自メソッド

- point 1 複合高周波 EMS PDM 波形
- point 2 時間差出力 ゴーストリンク
- point 3 豊富なコース 1コース×4モード 組み合わせ





低周波治療器 エグゼトロン606 Plus

商品コード KE-634

4,200,000円 (税込4,620,000円)

〔クラスII / 特管〕 認証番号 305AFBZX00051000

本体仕様

電撃に対する保護の形式	クラスI 機器
電撃に対する保護の程度	BF形装着部
定格電圧及び周波数	AC100V 50/60Hz
電源入力	180VA
寸法	540W×515D×1245H (mm)
重量	40kg

新たな波形の組み合わせで次なる 施術の時代へ。

エグゼトロン606搭載の波形に、新たにHV (ハイボルテージ) とマイクロカレント (微弱電流) を搭載。6つのモードで幅広い治療を実現します。

出力部仕様

最大出力電圧	低周波 150Vp-p (500Ω 負荷時) MCR 1.1Vp-p (500Ω 負荷時)
最大出力電流	低周波 70mA _{rms} (500Ω 負荷時) MCR 800μA _{rms} (500Ω 負荷時)
最大吸引圧	-25kPa
最大出力周波数	2.7kHz
出力波形	A、B、C、D、E、MCR
治療タイマー	1~99分
出力チャンネル数	6

■エムキューブ波


皮膚への刺激を考慮、よりソフトな刺激感を目指した2.7kHzの「エムキューブ波」を搭載。

■HVハンマー

一定間隔で2つの矩形波パルスを出力する「HVハンマー」を新たに搭載しました。「エムキューブ波」と組み合わせることで、これまでにない新たな体感を生み出します。

■微弱電流

2.7kHzのマイクロカレントを新搭載。微細な電流による電気信号で、筋の収縮は一切見られないことが特徴。40~800μA_{rms}の19段階で調節して出力が可能です。



干渉低周波治療器 スーパーカイン SK-10W

商品コード KE-565

2,800,000円 (税込3,080,000円)

〔クラスII / 特管〕 認証番号 222AGBZX00095000

電源	AC100V 50/60Hz
電源入力	350VA
最大出力電圧	75±10Vrms (※)
最大出力電流	75mA _{rms} 以下 (500Ω 負荷) (※)
搬送周波数	2,000~10,000Hz 確度：設定値の±5%
搬送波形	正弦波
治療周波数	0.1~199Hz 確度：±(10%+1Hz) 以内
治療波形	正弦波 (干渉波形)
治療時間	1~99分 (1分ステップ) 精度：設定値の±5%
最大吸引圧	20±10kPa
寸法	W480×D340×H1,240mm
質量	55kg

(※) rms とは root mean square : 実効値の略です。

操作性・快適性に配慮した機能の数々で、患者様にもスタッフ にもやさしい干渉低周波治療器。

スーパーカインSK-10Wは、4つのチャンネルを搭載し、4人同時の治療が可能な干渉電流型低周波治療器です。軽量化されたスリムフィット導子と、チャンネルごとに独立したポンプは、吸引の負荷を軽減。導子を心地よく暖める大型保温導子プレートなど、快適性を追求した機能をコンパクトなボディに凝縮。安全性や操作性に配慮した機能を充実し、患者様にもスタッフにもやさしい干渉低周波治療器をご提供します。

独立した4つのポンプ

チャンネルごとに独立した4台の新型低騒音ポンプを装備。常に安定した適正吸引力を保持します。また、患者様それぞれの状態に応じて吸引圧を設定することが可能です。

衣服内に装着しやすい薄型設計

導子中央部の突起をなくし、サイド面にコードを接続することで、厚みを従来の約半分にしました。これにより背中や肩など、衣服内への装着がしやすくなりました。

コンパクト設計で省スペースに貢献

本体設置面積は奥行き340mm、幅380mm (占有面積は幅480mm) のスリムボディです。リハビリテーション室の省スペース化に貢献します。



低周波・干渉波組合せ治療器 セダンテ クレア

商品コード KE-578

2,970,000円 (税込3,267,000円)

〔クラスII / 特管〕 認証番号 229AIBZX00003000

10,000Hzの搬送周波数

脊柱起立筋の筋膜炎など、自覚的な不快感・違和感や圧痛を認めている場合などに効果的です。10,000Hzの搬送周波数を使用した刺激感是非常にやさしく、多くの電流を体生に与えることにより疼痛を緩和していきます。

多彩な刺激のSTモード

肩部の筋緊張や痛みなどを自覚している場合、上部僧帽筋や肩甲骨周囲を刺激することで肩甲骨の可能性を高め、更に肩関節の可動性も高めることができます。多彩な刺激のSTモードが疼痛緩和のみならず可能性も高めます。

やわらかく… リズムカルな動きで包み込む…

疼痛緩和と機能回復の幅を広げた
IFC standard model


1.プローブによる局所刺激

関節の可動域制限は、関節包の拘縮や筋の萎縮など様々な要因があります。プローブによる電気刺激は、随時、治療ポイントを変更しながら刺激をする場合や、徒手療法との併用で刺激をする場合などに効果的です。※プローブはオプション付属品です。

2.ベルト電極による神経筋刺激

長期にわたる臥床や関節の固定などによる筋萎縮は、筋力を含めた筋機能改善に時間を要します。ベルト電極を通じた神経筋刺激は、随意収縮ができないような患者さまなどに対してでも強い筋収縮を促すことができるので早期の離床に繋げることが出来ます。※ベルト電極はオプション付属品です。

電源電圧	AC100・240V 50/60Hz
消費電力	230VA
寸法(mm)	420 (W) × 1297 (H) × 397 (D)
質量	40kg
出力電圧	100Vp-p (500Ω 負荷、搬送周波数5000Hz時)
出力電流	70mA _{rms} 以下
出力波形	正弦波
含まれる直流成分	なし
有効な負荷インピーダンスの範囲	500~4000Ω
搬送周波数	2500Hz、5000Hz、10000Hz
治療波形	正弦波調波
干渉周波数	1~200pps (1ppsステップ)
パルス幅	1~9秒 (1秒ステップ)
変調度	OFF、50%、100%、バースト
インターバル時間	通電：0~99秒、休止：0~99秒 (1秒ステップ)
モード設定	CI、CM、ST、NM、P1、P2、P3
干渉設定	IFC、IFCW、NMES
周波数帯設定	低頻度、中頻度、高頻度
治療時間	1~99分 (1分ステップ)、連続※初期設定1~30分
出力数	4極出力2CH×2



低周波治療器・干渉電流型低周波 治療器組合せ理学療法機器 セダンテ ネオ

商品コード KE-566

3,589,000円 (税込3,947,900円)

〔クラスII / 特管〕 認証番号 226AIBZX00048000

より効率的な
治療が可能となった
CAモード

よりからみにくい
**スクエア
コード
(PAT.P)**

より薄く
軽くなった
**フラットカップ
(PAT.P)**

より置きやすく
整理しやすい
**ウェイトトレイ
ユニット**

CAモードに新しく採用したマルチインパクトウェーブが 新たな疼痛緩和治療の可能性を広げました。

- 深い揉みを体感できる極低頻度0.1pps~0.9pps (CAモード時)
- 2極治療でもダイナミックな刺激を体感できるマルチインパクトウェーブ (CAモード時)
- より柔らかい刺激を実現するための搬送周波数20,000Hz (CAモード時)
- 変化の大きい刺激感を与えるためのポンピング出力変更機能 (PAT.P)

治療
モードの
新機能

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	380VA
寸法	538 (W) × 1295 (H) × 510 (D) mm
質量	56kg
出力電圧	100Vp-p (500Ω 負荷、搬送周波数5,000Hz時)
出力電流	70mA _{rms} 以下
出力波形	正弦波 ※CA時一時的に三角波、正弦波調波
搬送周波数	2000~5000Hz (500Hzステップ) 10000Hz ※CA時2000~20000Hz
干渉設定	IFC、IFCW、NMES
干渉周波数	0.1~200pps

パルス幅	1~9秒 (1秒ステップ)
変調度	OFF、50%、100%、バースト
インターバル時間	通電：0~99秒 休止：0~99秒 (1秒ステップ)
モード設定	CA、CM、ユーザー (CA、CI、NM、P1、P2、P3)
周波数帯設定	低頻度、中頻度、高頻度
吸引設定	連続、1、2、3
吸引圧調整	OFF、-5~-30kPa
SHS温度調整	OFF、1~5、予熱
治療時間	1~99分 (1分ステップ)、連続 ※初期設定1~30分
モニター	電流レベルメーター (70mA _{rms})
出力数	4極出力3CH×2 or 6極出力2CH×2

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

カメラ・ピンセット

灸用品

検査測定

滅菌・消毒

オイル・クリーム

ベッド・マクラ

治療室設備

ボスター・モデル

吸玉

治療器

温熱

健康管理・維持

テーピング用品

治療補助用品

トレーニング

健康器具

開業準備

索引



干渉電流型低周波治療器 フィジオ 5D

商品コード KE-627

2,380,000円(税込2,618,000円)

本体+吸引装置+ワゴンセット セット価格
〔クラスⅡ/特管〕認証番号 304AFBZX00031000

より多くの干渉ポイントで、
複雑かつ、3次元のうねりを
実現した「3Dシフト干渉波™」

3つの干渉波が織りなす位相のズレをコントロールすることで、
これまでにない心地よい電流のうねりを生み出し、刺激範囲も3
次元に広がりました。表層だけでなく、深層の筋肉まで3次元に
治療を行えるのが「フィジオ 5D」の特徴です。
さらに、3Dシフト干渉波独特のうねりは治療後も長く強く残存
します。痛みが広範囲にわたる場合や、肘や膝、肩などの入り
組んだ関節に適した治療を可能にします。



本体仕様

定格電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	110VA
出力電流	最大 70mA _{rms}
出力電圧	最大 100V _{p-p}
出力周波数	5kHz/10kHz/15kHz
タイマー	最大 60分
電撃に対する 保護の形式と 程度	クラスⅡ / BF形
寸法	W412×H78×D297 (mm)
重量	5kg

吸引装置仕様

定格電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	35VA
寸法	W412×H110×D300 (mm)
重量	7.3kg

3Dシフト干渉波™が、 生み出す深奥の“うねり”

特許出願中



低周波治療器・超音波治療器組合せ理学療法機器 アストロン DS-602 アストロン DS-602H

商品コード KE-593

3,798,000円
(税込4,177,800円)〔クラスⅡ/特管〕
認証番号 229ALBZX00005000

商品コード KE-594

3,798,000円
(税込4,177,800円)〔クラスⅡ/特管〕
認証番号 229ALBZX00012000

〔共通仕様〕

- 電撃に対する保護の形式：クラスⅠ機器
- 電撃に対する保護の程度：BF形装着部
- 定格電圧及び周波数：AC100V 50/60Hz
- 電源入力：50VA
- チャンネル数：超音波1、低周波2
- 安全装置：ゼロスタート方式、ストップスイッチ、
過電流制御、プローブ非接触検出
- 寸法：330W×335D×140H (mm)
- 重量：5.3kg (アストロン DS-602)
5.0kg (アストロン DS-602H)

症状に合わせたコンビネーション治療

1MHz、3MHzの超音波と低周波を同時に出力します(コンビネーション治療)。0.1秒単位での周波数変更および出力プローブの切替えによって定在波を抑制し、患部にプローブを固定して治療することができます。低周波は、ランダムアクセス波とのコンビネーションを可能にしたDS-602、エムキューブウェーブとのコンビネーションを可能にしたDS-602Hから選びいただけます。

低周波出力部仕様

	DS602	DS602-H
最大出力電流 (500Ω 負荷時)	低周波1: 70±10mA _{rms} 低周波2: ① 750±150μA _{rms} ② 100±20μA _{rms} 低周波3: 750±150μA _{rms}	低周波1: 70±10mA _{rms} 低周波2: ① 750±150μA _{rms} ② 100±20μA _{rms} 低周波3: 750±150μA _{rms}
最大出力電圧 (500Ω 負荷時)	低周波1: 85±15V _{p-p} 低周波2: ① 1.3±0.2V _{p-p} ② 0.6±0.12V _{p-p} 低周波3: 1.0±0.2V _{p-p}	低周波1: 100±20V _{p-p} 低周波2: ① 1.3±0.2V _{p-p} ② 0.6±0.12V _{p-p} 低周波3: 1.0±0.2V _{p-p}
出力周波数 (500Ω 負荷時)	低周波1: 1.1kHz±10%～ 1.6kHz±10% 低周波2: ① 333Hz±10% ② 0.3Hz±10% 低周波3: 1.6kHz±10%	低周波1: 2.7kHz±10% 低周波2: ① 333Hz±10% ② 0.3Hz±10% 低周波3: 2.7kHz±10%
治療タイマー	1～99分	

超音波出力部仕様

最大超音波出力	1.1MHz: 連続 5.0W±20%、パルス 4.0W±20% 3.3MHz: 連続 4.0W±20%、パルス 3.0W±20%
最大有効強度	1.1MHz: 連続 2.5W/cm²±20%、パルス 2.0W/cm²±20% 3.3MHz: 連続 2.5W/cm²±20%、パルス 2.0W/cm²±20%
治療タイマー	1～30分

低周波治療器 ソリウス SOL-1

商品コード KE-622

1,850,000円
(税込2,035,000円)〔クラスⅡ/特管〕
認証番号 227AIBZX00003000

手術前後からの リハビリテーションを支援

少ない電流で大きな筋収縮を得られる電気刺激方式により、長時間の通電による治療が可能。身体への負荷が少ないので、術後の使用から術後の早期リハビリテーション、退院後の運動トレーニングへのスムーズな移行にきるリハビリプログラムを支援します。

通電の疲労を低減し、 長時間の治療が可能

開発した電気刺激方式は、少ない電流で大きな筋収縮が得られ、高齢者や慢性心不全の患者様でも筋疲労をきたしにくい低周波治療が行えます。通電による痛みや不快感を低減しているため、長時間の治療が可能となりました。

簡単確実に装着できる 一体型導子

巻き付けタイプの一体型導子は、膝関節や足首に巻き付けるだけで簡単に位置決めができるため、治療準備の手間を低減します。そして患者様への通電部分は、使い捨てのコットンを採用。また、カバー部分は丸洗い可能ですので、ICUなどでの使用に適しており、清潔にご使用いただけます。

電撃に対する 保護の形式による分類	クラスⅠ機器
電撃に対する 保護の程度による 装着部の分類	BF形装着部
電源入力	60VA
最大出力電圧	120V _{peak} ±25%
最大出力電流	160mA _{peak} ±25% (500Ω 負荷)
治療周波数	1～500Hz 精度: 設定値の±10%
治療波形 (出力波形)	片方向性/パルス複合波
治療時間	1～99分 (1分ステップ) 精度: 設定時間の±5%
外形寸法	幅550×奥行500×高さ1,260mm
質量	25kg
安全装置	電源ヒューズ: T1A×2 出力ヒューズ: 90mA 過電流抑制機能 導子脱落検出機能 ゼロスタート回路



操作性を追求したタッチ パネル

直感的な操作が可能な液晶タッチパネルを採用。表示サイズやカラーリングなど、視認性を向上させるインターフェイスデザインを実現しました。

ハイブリッド電気刺激治療器 ルティーナ MZ-7504

商品コード KE-550

3,540,000円(税込3,894,000円)

〔クラスⅡ/特管〕認証番号 222AIBZX00028000

ハイブリッドの治療



低周波は表層部を中心とした治療に、中周波は深層部を中心とした治療に適しています。ハイブリッドモードは皮膚表面から深部組織までの筋、神経の複合する痛みを包括的に治療することを可能にしました。

「低周波」+「中周波」のハイブリッドモード

従来の低周波治療器と中周波治療器の機能を併せ持つ、ハイブリッドモードを新たに搭載したことで、単一の治療器の3倍の機能を発揮します。

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	380VA
寸法	900 (W) × 1,473 (H) × 425 (D) mm (ホットパック導子置き含まず)
質量	55kg
出力電圧	矩形波: 160V _{p-p} 、バースト波: 150V _{p-p} [500Ω 負荷時]
出力電流	矩形波: 37mA _{rms} 、バースト波: 60mA _{rms} (500Ω 負荷時)
出力波形	双方向性/パルス幅可変対称波、バースト波 (パルス幅2ms固定)
周波数	矩形波: 1～500Hz、バースト波: 1～200Hz
周波数モード	ミックス、低頻度、高頻度、低+高、1/f
通電時間	1～9秒、1～9サイクル
出力パルス幅	50、100、200、300μsec
バースト周波数	ノーマル: 2.5kHz、ソフト: 5kHz
温熱レベル調整	0 (OFF)、L、1～7 (9段階)
出力数	4ch×4ユニット (計16ch)
安全装置	オートゼロスタート、オートロック、キーロック
電撃保護形式	クラスⅠ機器、BF形装着部 (図) を持つ機器



バッテリー駆動で持ち運べる、
2CH独立ハイボルテージ電気刺激治療器。

ハイボルテージ電気刺激治療器 フィジオ アクティブHV

商品コード KE-569

528,000円(税込580,800円) セット価格

本体+標準付属品セット

[クラスII/特管] 認証番号 227ALBZX00014000

モバイル式・2CH独立・Hi-Voltage +Hi-Voltage EMS

鎮痛

筋萎縮改善 筋カトレーニング

瞬間的に高電圧の電流を流すことで、皮膚抵抗を最小限に抑え、刺激感の少ない深部到達を可能にしたHi-Voltage電気刺激療法を、コンパクトでハイパワー(peek300V)に実現。疼痛の軽減や治癒促進に使用できます。

Hi-Voltage波形によるEMSモード(ON/OFF・ランプアップ・ランプダウン)を搭載。リハビリでの筋萎縮改善や、筋カトレーニングに使用できます。



3.5インチのタッチパネル式カラーディスプレイを採用。シンプルな画面構成と操作性で現場に必要な治療プログラムを素早く引き出します。

電源	本体: AC100 ACアダプター: AC100-240V
出力周波数	1-200Hz
最大出力電圧	300V p-p (500Ω 負荷時)
寸法	W80×H150×D33 (mm)
重量	310g ※バッテリー含む



高精度のBNR・ERAを実現した超音波治療器と、
電気刺激モードを搭載した低周波治療器を一台に。

低周波治療器・超音波治療器組合せ理学療法機器 コンビネーション刺激装置 EU-910

商品コード KE-573

1,480,000円(税込1,628,000円)

[クラスII/特管] 認証番号 226AABZX000156000

大型タッチパネルで簡単操作

- ミクロマッサー作用と立体加温の効果
- 高精度のBNRとERAを実現
- ニーズの高いHi-Voltageモード、MCRモード搭載
- シーケンシャルプログラムで連続治療が可能

高精度のBNR(ビーム不均等率)とERA(有効放射面積)を実現した超音波治療器と、ニーズの高い2つの電気刺激モードを搭載した低周波治療器を一台にした組合せ理学療法機器です。症状に合わせて、超音波と電気刺激をお選び頂けることはもちろん、超音波と電気刺激を組み合わせた同時治療も可能。疾患部に対し2つの刺激が働きかけることで、治療の幅が広がり、効率も高めます。

◇本体	
定格電源	AC100-240V (50/60Hz)
定格消費電力	120VA
電撃に対する保護の形式と程度	クラスI・BF形
サイズ(mm)	(W) 290×(D) 233×(H) 96
重量	約3kg
◇(低周波)	
出力電流	最大47mA(実効値)
出力電圧	最大250V (ピーク値、500Ω 負荷時)
出力周波数	最大400Hz
タイマー	60分 (MCRモードは600分)
◇(超音波)	
超音波出力	制限値及び制度 最大有効強度 瞬間最大強度
	3.0W/cm ² ±20% 2.0W/cm ² (連続) 3.0W/cm ² (パルス)
音響作用周波数	1.0MHz/3.0MHz
パルス周波数	100Hz



6種類の多彩な電気刺激モードを搭載。
症状に合わせた最適な治療が行えます。

低周波治療器・干渉電流型低周波治療器 組合せ理学療法機器 イトー ES-5000 + 吸引装置

商品コード KE-580

3,080,000円(税込3,388,000円) セット価格

本体価格 2,480,000円/セット価格(本体+吸引装置) 3,080,000円

[クラスII/特管] 認証番号 229AABZX00026000

- 3次元の立体的な電気刺激で、生体深部への治療が可能
- ◇立体動態波モード[3D干渉電流刺激療法]
- ◇3D EMSモード[3D神経筋電気刺激療法]
- ◇3D MENSモード[3Dマイクロカレント療法]

- さらに効果を追求した波形と充実した機能を搭載

- ◇Hi-Voltageモード[高電圧電気刺激療法]
- ◇EMSモード[神経筋電気刺激療法]
- ◇MCRモード[マイクロカレント療法]

◇本体	
定格電源	AC100V (50/60Hz)
定格消費電力	140VA
出力電流	最大70mA(実効値)
出力電圧	最大250V (ピーク値、500Ω 負荷時)
出力周波数	最大10kHz
タイマー	最大60分(MCR、3D MENSモードは600分) 機器最大660分
電撃に対する保護の形式と程度	クラスI、BF形
サイズ(mm)	(W) 343×(D) 276×(H) 139
重量	約3.8kg
◇吸引装置	
定格電源	AC100V (50/60Hz)
定格消費電力	100VA
サイズ(mm)	(W) 345×(D) 315×(H) 115
重量	約8.5kg



3D治療モードの4チャンネル出力。

干渉電流型低周波治療器 イトー ES-8000 + 吸引装置

商品コード KE-608

3,930,000円(税込4,323,000円) セット価格

本体価格 2,780,000円/セット価格(本体+吸引装置2台) 3,930,000円

[クラスII/特管] 認証番号 302AABZX00090000

電気刺激+経皮的吸引のコンビネーション [3Dリリースプローブ]

患部に素早く、的確にアプローチするハンディ型のプローブに「経皮的吸引」を搭載。従来の「押す」施術だけではなく、「吸い上げる」機能加わることで、筋や筋膜への新たなアプローチが可能となります。

3つの3D治療モードを搭載

- ◇立体動態波モード[3D干渉電流刺激療法]
- ◇3D EMSモード[3D神経筋電気刺激療法]
- ◇3D MENSモード[3Dマイクロカレント療法]

◇本体		◇吸引装置	
定格電源	AC100V (50/60Hz)	定格電源	AC100V (50/60Hz)
定格消費電力	100VA	定格消費電力	100VA
ピーク値(500Ω 負荷時)		定格消費電力	
立体動態波モード: 80mA		サイズ(mm)	(W) 345×(D) 315×(H) 115
3D EMSモード: 80mA		重量	約8.5kg
3D MENSモード: 1000μA			
出力電流			
実効値(500Ω 負荷時)			
立体動態波モード: 57mA			
3D EMSモード: 40mA			
3D MENSモード: 750μA			
出力電圧			
ピーク値(500Ω 負荷時)			
立体動態波モード: 40V			
3D EMSモード: 40V			
3D MENSモード: 500mV			
出力周波数	最大10kHz		
タイマー	最大90分		
電撃に対する保護の形式と程度	クラスI、BF形		
サイズ(mm)	(W) 343×(D) 276×(H) 139		
重量	約3.9kg		



「3Dリリースプローブ用カップ」は、LサイズとSサイズをご用意。患部によって使い分けることができます。

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

カメラ

もぐさ

検査・測定

滅菌・消毒

クリール

ベッド

治療室

ボス

吸引

治療器

温熱

健康管理

テーピング

治療補助

トレーニング

健康器具

開業準備

索引



シンプルなのに高機能！
コンパクトで使いやすい！

低周波治療器 デルタ

商品コード KE-592

1,050,000円
(税込1,155,000円)

〔クラスⅡ/特管〕
認証番号 230AIBZX00005000

使いやすさを追求し、
よりシンプルにより
コンパクトに

HV (ハイボルテージ：高電圧電気刺激) 治療モード
とMC (マイクロカレント：微弱電流) 治療モードを
有した電気治療器です。
この2つの治療モードは痛みの治療に限らず、創傷
治療、機能回復、日常生活への早期復帰まで電気刺
激治療器に求められる様々な役割にお応えします。



※カートは
別売です。

チャンネル1-2 MC/MCC 治療モード

MC 治療モード MCC 治療モード
早期からの治療促進に 全身コンディショニングに

チャンネル3-4 HV 治療モード

疼痛抑制から筋の再教育まで

電源電圧	AC100-240V 50/60Hz
電源入力	70VA
寸法 (mm)	268W×310D×130H
質量	4.0kg
治療時間	1～99分、連続 ※初期設定1～30分 精度±10%
電撃保護形式	クラスⅠ機器、BF形装着部(図)を持つ機器
電磁両立性 (EMC)	IEC 60601-1-2 Ed.3.0 : 2007に適合
使用環境	周囲温度10～40℃、相対湿度30～75%、気圧700～1060hPa



4チャンネルの電気刺激と超音波。
2つの効果によるコンビネーション治療が可能。

低周波治療器・干渉電流型低周波治療器・ 超音波治療器組合せ理学療法機器

イトー ESTIMUS (エスティマス) + 4CH用吸引装置 (NS)

商品コード KE-591

3,580,000円 (税込3,938,000円) セット価格

本体価格 2,980,000円 / セット価格 (本体+吸引装置) 3,580,000円
〔クラスⅡ/特管〕 認証番号 228AABZX00075000

- 超音波モード
- 8種類の電気刺激モードを搭載
- クリニカルプログラムを搭載
- 4CH対応吸引装置でさらに快適な治療が可能
- 操作しやすい大型カラー液晶+タッチパネル
- 各チャンネルごとの独立操作が可能

◇本体

定格電源	AC100-240V (50/60Hz)
定格消費電力	190VA
電撃に対する保護の形式と程度	クラスⅠ、BF形
サイズ	(W) 350×(D) 270×(H) 145 (mm)
重量	約4.0kg

〈電気刺激〉 〈超音波〉

出力電流	最大600mA (ピーク値、500Ω負荷時)	出力電圧	最大300V (ピーク値、500Ω負荷時)
最大70mArms (500Ω負荷時)		出力周波数	最大10kHz
出力周波数	最大60分	タイマー	最大30分
タイマー	最大30分		

◇4CH用吸引装置 (NS)

定格電源	AC100-240V (50/60Hz)
定格消費電力	150VA
サイズ	(W) 345×(D) 315×(H) 115 (mm)
重量	約8.5kg



複数人のスタッフで複数の患者様への
対応が可能な「4チャンネル独立操作」

ハイボルテージ治療器

エスミス ES-4402

+

4CH用吸引装置 (N) SU-4000

商品コード KE-598

2,680,000円 (税込2,948,000円) セット価格

本体価格 2,080,000円 / セット価格 (本体+吸引装置) 2,680,000円
〔クラスⅡ/特管〕 認証番号 226AABZX00131A01

Hi-Voltage、MCR、EMS と、3つの電気刺激モード
を搭載。コンパクトサイズでありながら、最大
500Vp-p出力、4チャンネル独立操作が可能です。
各CHで異なるモードと導子が同時に使用できる
ので複数人のスタッフで複数の患者様を同時に治
療することができます。スペースも時間も有効活
用しながら、それぞれの患者様に最適な治療を実
現します。

◇本体

定格電源	AC100V (50/60Hz)
定格消費電力	90VA
出力電流	最大47mA±20% (実効値)
出力電圧	最大250V±20% (ピーク値、500Ω負荷時) (最大500Vp-p (500Ω負荷時))
出力周波数	最大400Hz±20%
タイマー	最大60分±5% (MCRモードは最大600分±5%)
サイズ	(W) 290×(D) 233×(H) 96 (mm)
重量	約2.8kg

◇4CH用吸引装置 (N) SU-4000

定格電源	AC100V (50/60Hz)
定格消費電力	100VA
サイズ	(W) 345×(D) 315×(H) 115 (mm)
重量	約8.5kg



EMS・MCRを搭載した
小型干渉波治療器

▲吸引装置

消音タイプの4CH対応吸引装置で
さらに快適な治療が可能

低周波治療器・干渉電流型低周波治療器 組合せ理学療法機器

小型干渉波治療器 ES-400

+

4CH用吸引装置 (N) SU-4000

商品コード KE-572

1,400,000円 (税込1,540,000円) セット価格

本体価格 800,000円 / セット価格 (本体+4CH用吸引装置) 1,400,000円
〔クラスⅡ/特管〕 認証番号 227AABZX00116000

4種類の出力モードを搭載

IF4 [4極干渉電流刺激療法] IF2 [2極干渉電流刺激療法]
EMS [神経筋電気刺激療法] MCR [マイクロカレント療法]

■4CH独立操作

■シーケンシャルプログラム

■カラー液晶+大型タッチパネル

◇本体

定格電源	AC100V (50/60Hz)
定格消費電力	120VA
出力電流	最大70mA (実効値)
出力電圧	最大50V (ピーク値、500Ω負荷時)
出力周波数	最大8kHz
タイマー	60分 (MCRモードは600分)
電撃に対する保護の形式と程度	クラスⅠ、BF形
サイズ	(W) 290×(D) 233×(H) 96 (mm)
重量	約2.8kg

◇4CH用吸引装置 (N) SU-4000

定格電源	AC100V (50/60Hz)
定格消費電力	100VA
サイズ	(W) 345×(D) 315×(H) 115 (mm)
重量	約8.5kg

SSP複合治療器
アステオ

商品コード KE-624

Sタイプ

3,630,000円 (税込3,993,000円)

商品コード KE-625

Fタイプ

4,400,000円 (税込4,840,000円)

〔クラスII/特管〕 認証番号 228AIBZX00029000

2タイプ全てにSSP吸着SPLホースコードN
2m6色セット2セットとフレアパッド2本
が標準装備されています。

SSP療法単独の治療

圧痛点、遠隔点を同時に刺激できるデュアル通電。
圧痛点には即効性のある高周波帯と遠隔点には持続効果のある低周波帯を使用します。

SSP + HV (高電圧電気刺激療法) の治療

圧痛点にはSSP療法を行いながら鎮痛作用を促し、
痛みが原因で硬くなった筋肉や腱にHVで電気刺激を行い
血行促進を促します。

SSP療法 + MC (微弱電流療法) の治療

急性期の損傷部位には、疼痛緩和、創傷治療の効果が期待できるMCと、SSP療法の遠隔点による全身に対する疼痛緩和を行います。

HV + MF (中周波電気刺激療法) の治療

筋緊張緩和にはMFモードによる血行促進の改善を行い、
同時にHVによる深部への集中した電気刺激により効果的に疼痛緩和が行えます。

※MF、HV、MC、MCCを行うための導子セットはオプションとなります。

	Sタイプ	Fタイプ
電源電圧	AC100V 50/60Hz	
消費電力	240VA	
寸法	533 (W) × 1,312 (H) × 432 (D) mm	
質量	50kg	55kg
吸引圧	OFF、1~9	
治療時間	1~99分 (1分ステップ)、連続 ※初期設定1~30分	
安全装置	過電流停止、導子外れ停止、オートゼロスタート、オートロック、タッチロック	
電撃保護形式	クラスI機器、BF形装着部を持つ機器	
電気的安全性	IEC60601-1 Ed.3.1:2012、IEC60601-2-10 Ed.2.0:2012に適合	
電磁両立性 (EMC)	IEC60601-1-2 Ed.3.0:2017に適合 ※1	

※〔EMC適合〕 CISPR11 グループ1 クラスB
クラスB:クラスB機器は家庭用施設および家庭用目的に使用する建物に給電する低電圧電源に直接接続する施設での使用に適した機器である。



KT-108 + HV

複数部位・多人数の同時治療にも柔軟に対応可能な
8チャンネルモデル



KT-104 + HV

対面治療時の操作性を追求したデザイン
新しい治療スタイルを提案する
4チャンネルモデル

低周波治療器・干渉電流型低周波治療器組合せ理学療法機器

カインタイザー

商品コード KE-626

KT-108 + HV 仕様Aセット

4,200,000円 (税込4,620,000円)

〔クラスII/特管〕 認証番号 231AABZX00011000

商品コード KE-599

KT-104 + HV 仕様Aセット

3,450,000円 (税込3,795,000円)

〔クラスII/特管〕 認証番号 231AABZX00012000

	KT-108 + HV	KT-104 + HV
電源入力	450VA	210VA
最大出力電圧	低周波出力: 75±10Vrms パルス出力: 300Vp±15% 高電圧出力: 500Vp以下	低周波出力: 75±10Vrms パルス出力: 300Vp±15% 高電圧出力: 500Vp以下
最大出力電流	低周波出力: 75mA Arms以下 (500Ω負荷) パルス出力: 40mA Arms±25% 200mA Ap±25% (500Ω負荷)	低周波出力: 75mA Arms以下 (500Ω負荷) パルス出力: 40mA Arms±25% 200mA Ap±25% (500Ω負荷)
出力周波数	低周波出力: 1,000~11,000Hz (確度: 設定値の±10%) パルス出力: 1~1,000Hz (確度: 設定値の±10%) パルス出力: 50,100μs (確度: 設定値の±20%) 高電圧出力: 0.5~200Hz (確度: 設定値の±10%)	低周波出力: 1,000~11,000Hz (確度: 設定値の±10%) パルス出力: 1~1,000Hz (確度: 設定値の±10%) パルス出力: 50,100μs (確度: 設定値の±20%) 高電圧出力: 0.5~200Hz (確度: 設定値の±10%)
外形寸法	W550×D475×H1,380 (mm)	W450×D475×H1,090 (mm)
質量	50kg	30kg

安全性・快適性・操作性を実現する各種機能

タッチパネルを採用

KT-108 + Hには視認性の高い15inch液晶、KT-104 + Hには座位でも見やすい7inch液晶を採用しました。

導子を快適に温める保温プレート

操作パネルと一体の導子トレイには保温プレートを採用しました。

独立したチャンネル設定

各チャンネルごとに治療モードの設定が可能。ポンプのON/OFFも1チャンネルごとに行えます。

プローブホルダー

微弱電流治療用プローブと高電圧治療用プローブの各々に、専用プローブホルダーを用意しました。

※KT-108 + H、KT-104 + Hに標準付属

保温機能付きボトルホルダー **OPTION**

専用の吸水ボトルと保温機能付きのボトルホルダーを用意しました。

ワイヤーラック **OPTION**

粘着導子やコットンなどを収納するラックを用意しました。

振動ヘッド付空気圧式マッサージ器
マスターパルス ONE

商品コード KE-602

2,200,000円 (税込2,420,000円)

〔クラスII/特管〕 認証番号 30200BZ100009000

定格電源: AC100V (50/60Hz)
照射強度: 6段階調整で2.0bar~最大2.7bar
サイズ: (W) 289×(D) 238×(H) 310mm
重量: 約9.8kg

コンパクトなデザインで使いやすさと高い性能を実現。



- リハビリテーションルームの外でも圧力波を用いた治療が可能
- 初心者モデルや複数導入検討モデルとして理想的
- 5種類のトランスミッターを標準装備
- 制動機能によって振動を最小限に抑えたSPARROW™ハンドピース



新しいRADIAL PRESSURE WAVEシステムのMASTERPULS® ONEは、コンパクトデザインと高い性能、そして理想的なポータビリティにフォーカスして開発されました。

RADIAL PRESSURE WAVE THERAPYは圧力波を用いた治療法であり、1687年に物理学者のアイザック・ニュートンによって確立された作用反作用の法則に基づいています。音響圧力波の形状をした機械的エネルギーは、治療効果を生み出す特殊な形状をした金属製もしくはセラミック製のトランスミッターを介して、効率的に体内の組織に伝わり、最終的に痛みを伴う部位に到達します。RADIAL PRESSURE WAVE THERAPYは、効果の期待できる低コストな治療法として用いることができます。



フィジオ ショックマスター

商品コード KE-571

6,600,000円 (税込7,260,000円) [セット価格]

本体+専用ワゴン+標準付属品セット

〔クラスII/特管〕 認証番号 22700BZX00105000

定格電圧	AC100V
電源入力	200VA以下
定格周波数	50/60Hz
本体寸法	W56×H114×D60 (cm) ※専用ワゴン部を含む
本体重量	12kg ※専用ワゴン重量: 32.5kg
刺激頻度	R-SWモード: 単発、連続0.5~17Hz V-Actorモード: 単発、連続0.5~31Hz
刺激強度	R-SWモード: 1~4bar、0.1barステップ V-Actorモード: 1~4bar、刺激頻度による

Hospital

疼痛コントロール

皮膚への触覚刺激及び関節構成体への機械的刺激により、ゲートコントロール理論が作用し、痛覚神経線維のインパルスが抑制され、痛みが軽減されます。また、痛みの軽減により、反射性筋収縮の改善にも役立ちます。

血液循環改善

疼痛緩和に加えて、圧力波と振動を同時出力するショックマスターは血液循環改善に優れ、微小循環改善にも役立ちます。

筋緊張緩和

圧力波による触覚受容器への刺激によって、α運動ニューロンに対して抑制的に作用し、筋緊張を低下させ、関節可動域運動や関節モビライゼーションなどを術後しやすくなります。

Sports

疼痛緩和・筋疲労回復

圧力波療法の有効性は、長期的慢性的な筋や腱の機能改善において実証されており、近年の事例とスポーツトレーナーによって様々なスポーツの障害の改善に結果を表しています。

パフォーマンスアップ

トレーニングによる腱にかかる負担を軽減させ、疼痛緩和・筋疲労の回復に加えて、リラクゼーション効果によって選手のパフォーマンスアップに大きく貢献します。

早期回復

受傷後のトレーニングで従来必要とされた休養期間を短縮し、選手の素早い現場復帰、ケガの早期回復に役立ちます。



使う場所を選ばない、
小型超音波治療器。

超音波治療器 イトー US-101L

商品コード KB-361

400,000円(税込440,000円)

(クラスⅡ/特管) 認証番号 222AABZX00178000



片手で操作可能!



持ち運べて
どこでも使える!



防水機能など、
使いやすさに配慮



〈立体加温(熱変換法)〉
超音波・マイクロ波等

定格電源	ACアダプタ: AC100V(50/60Hz) 本体: DC7.4V(充電電池)、DC7.5V(ACアダプタ)
定格消費電力	40VA
発振周波数	1.0MHz±10%
制御及び計器の制御	出力 連続(Duty100%): 10W±20% 瞬時最大強度 パルス(Duty50~5%): 3.00W/cm2±20% 瞬時最大出力 パルス(Duty50~5%): 15W±20% 有効放射面積: 5.0cm2±20%
電源変動に伴う出力安定性	±20%
タイマー	30分±10%
放射領域の均一性	3.5±30%
時間経過に伴う出力安定性	±20%
最大有効強度	連続(Duty100%) 2.00W/cm2±20%
出力モード	Duty5%、10%、20%、30%、40%、50%、100%
パルス周波数	100Hz±5%
電撃に対する保護の形式と程度	クラスⅠ及び内部電源機器、BF形
サイズ	(W) 59×(D) 55×(H) 134 (mm)
重量	約200g



浅部から深部まで広範囲の治療が可能な、
2周波対応(1MHz/3MHz)の超音波治療器。

超音波治療器 イトー US-777

商品コード KB-327

598,000円(税込657,800円)

(クラスⅡ/特管) 認証番号 301AABZX00003000

定格電源	AC100V(50/60Hz)
定格消費電力	70VA
発振周波数	1.0MHz、3.0MHz
超音波出力	最大有効強度: 2.0W/cm2(連続)、 瞬時最大強度: 3.0W/cm2(パルス)
パルス周波数	100Hz、1000Hz
タイマー	1~30分
電撃に対する保護の形式と程度	クラスⅠ・BF形
サイズ	(W) 290×(D) 233×(H) 96 (mm)
重量	約3kg

深部の患部も直接温める立体加温

超音波が生体組織に照射される際に生じる熱で、温熱作用を発生。超音波が到達している範囲を立体的に温めることができます。

治療の理解を高める情報表示画面

治療が開始されると画面に超音波の出力イメージが表示されます。また、治療内容やモードの説明を表示することで、治療への理解を高められます。

1秒間に数百万回のマイクロマッサージ効果

プローブの中の結晶体を伸縮させることで「逆圧電効果」による音波を発生。1秒間に100万回(1MHz)/300万回(3MHz)の高速度マイクロマッサージにより、深部に直接刺激を与えることができます。

2周波対応のLプローブ

1MHz(深部)と3MHz(浅部)の2周波に対応。治療中の周波数をリアルタイムでモニターして、出力を安定させています。また、プローブヘッドが高温になった時は「プローブヘッド温度エラー」が表示され、安全性にも配慮しています。



深部
1MHz

浅部
3MHz



様々な患部に対して、
適切で快適な治療を提供。

超音波治療器 イトー UST-770

商品コード KB-322

880,000円(税込968,000円)

(クラスⅡ/特管) 認証番号 224AABZX00148000

定格電源	AC100V(50/60Hz)
定格消費電力	75VA
発振周波数	1.0MHz、1.5MHz、3.0MHz
超音波出力	最大有効強度 2.0W/cm2(連続)、 瞬時最大強度 3.0W/cm2(パルス)
パルス周波数	100Hz、1000Hz
タイマー時間	1~30分
タイマーモード	10分/15分/20分(切替)
保護の形式と程度	クラスⅠ・BF形
サイズ	W290×D233×H96 (mm)
重量	約3kg

7インチのタッチパネルで簡単操作

治療内容の設定や実行は大型液晶画面に軽くタッチして操作。わかりやすい画面表示なので、スムーズに操作することができます。

どこから見てもクリアな画面

正面だけでなく斜めから見ても、クリアな画面をご覧いただけます。画面の角度は自由に調節可能です。先進のディスプレイでストレスフリーな治療をサポートします。

治療の理解を高める情報表示画面

患者さまの治療時間中に、治療内容やモードなどの説明を画面に表示。治療への理解・納得感を高めます。治療が終了するとパラメーター設定画面に戻ります。



ULTRA
SOUND

超音波

LIPUS

Low Intensity Pulsed
UltraSound

低出力パルス超音波



2ch同時に照射可能
治療の最速化

超音波治療器 ULTRASON(ウルトラン) RE-3000 フルセット

商品コード KB-328

1,580,000円(税込1,738,000円)

(クラスⅡ/特管) 認証番号 301AIBZX00002000

電源電圧	AC100 - 240V 50/60Hz
電源入力	140VA
寸法(mm)	268(W)×310(D)×130(H)
質量	約4.0kg

超深部

750kHz

深部

1MHz

浅部

3MHz

1つの機器で2つの機能



超音波
骨折
治療器

超音波
治療器

- 施途中に1つのアプリケータから2種類の周波数を自動で切り替えて照射可能。
- 2ch同時に照射することで治療の最速化を実現。

アプリケータは5種類を用意


アプリケータ	タイプ	周波数	サイズ
アプリケータ13HL	ハンディ	1MHz/3MHz	Lサイズ
アプリケータ13HS	ハンディ	1MHz/3MHz	Sサイズ
アプリケータ07HL	ハンディ	750kHz	Lサイズ
アプリケータ13FM	固定	1MHz/3MHz	Mサイズ
アプリケータ15FM	固定	1.5MHz(骨折治療用)	Mサイズ

750kHzのアプリケータは、より深い層の筋群などを照射するのに適しています。

1.5MHzのアプリケータは、骨折治療に最適な周波数1.5MHzの低出力パルス超音波が治療を促します。



浅部・深部・広範囲に
幅広く使える
超音波治療器



超音波治療器 フィジオ ソン

商品コード KE-595


698,000円 (税込767,800円)

(クラスII/特管) 認証番号 230ALBZX00001000

定格電源: ACアダプター	AC100 - 240V / 50 - 60Hz
電源入力: ACアダプター	95VA
定格電源: バッテリー	DC14.4V / 3,000mAh (リチウムイオン電池)
電源入力: バッテリー	40VA
超音波周波数	1MHz、3MHz、1 & 3MHz
最大有効強度	2.0W/cm ² (連続)、1.5W/cm ² (パルス)
BNR	1MHz: 超音波プローブ: 2.7、平型プローブ: 1.8 (ビーム不均等率)
	3MHz: 超音波プローブ: 2.4、平型プローブ: 2.6
DUTY (間欠モード)	5%、10%、20%、30%、40%、50%、100%
タイマー	1~30分
本体寸法	250 (W) × 88 (H) × 170 (D) mm
本体重量	2.1kg

1つのプローブで3モード発信

一つのプローブで浅層の治療をする3MHzと深層の治療をする1MHzの超音波を発信可能。これに加えて、1MHzと3MHzを高速で切り替えながら発信できるオルタネートモードも搭載しています。



0.1W/cm²の低出力超音波も発信

さらに同じプローブで、急性期に適用できる0.1W/cm²の低出力超音波も出力可能です。

30分駆動バッテリーを搭載

屋外など、コンセントによる電源供給ができない場所でも30分の駆動が可能です (AC/DC両対応)。

※ 3MHz出力、Duty100%、2.0W/cm²で約50分
1MHz出力、Duty100%、2.0W/cm²で約1時間



高周波温熱機器 フィジオ ラジオスティム MH2

商品コード KE-568

2,888,000円 (税込3,176,800円)

本体+標準付属品+専用ワゴンセット セット価格

定格電圧	AC100 - 240V
消費電力	160W
定格周波数	50-60Hz
本体寸法 (mm)	W287×H99×D302
ワゴン寸法 (mm)	W472×H1028×D560
本体重量	3.5kg ※ワゴン 14kg

最大出力 RET: 100W
CET: 350VA

周波数 CET: 300/500kHz選択
RET: 500kHz固定
腹部パッド (別売): 1MHz

非医療機器

手技を活かす温熱

ラジオスティムの温熱が真価を発揮するのはセラピストそのもの手技を活かし、その効果を同時に温熱によって高められることにあります。

point 1 素早く CET 温熱モード

CETモードは皮膜された絶縁電極によって、主に電極を当てた部位をスポット的に加温します。

point 2 幅広く RET 温熱モード

RETモードでは背中などの幅広い部位への加温に適しています。

point 3 手技を活かす 手技+温熱

RETプローブを手の甲に当てることで手技を行いながら温熱を加えることができます。

point 4 両手フリーハンドの自在な温熱を可能に マジック ヒートハンド™

セラピストが両腕に装着して使用するマジックヒートハンド™で、セラピストは本来の自由な手技に集中できます。



熱で溶けやすい
専用クリーム。

通電に
最適化

トリートメント
しやすい

フィジオRFクリーム ノーマルタイプ (1L) (標準付属品)

商品コード KE-637A

6,800円 (税込7,480円)



肌ストレスが少なくフェイ
シャルに最適。

肌トラブル
低減

フェイシャルに
最適

フィジオRFクリーム ハードタイプ (1L) (別売付属品)

商品コード KE-637B

6,000円 (税込6,600円)

詰替えラクラク! 日本製 2kg入パウチ



ネオプロゼリーT

商品コード KB-415

4,800円 (税込5,280円)

容量: 2kg
地球にやさしいエコバッグ採用
皮ふアレルギーテスト済み
※すべての人にアレルギーが起きないというわけではありません。

垂れにくい 塗り広げやすい
乾きにくい 柔らかい

中身が見える!
超音波機器用ゼリー



低粘度

特長1
無香料
無着色



高粘度

特長2 垂れにくく
乾きにくい
特長3 抗菌効果
特長4 詰め替え
しやすい
取っ付き

女性にうれしい

肌が弱い方にも安心のエコー用ジェル

ユタカ エコー用ジェル 6kg (3kg×2 空ボトル付き)

商品コード KB-364

低粘度

商品コード KB-365

高粘度

各11,560円 (税込12,716円)

主な用途
●画像診断エコー
●心電図
●超音波・高周波

日本製



プロゼリー300g

商品コード KB-357A

商品コード KB-362A

ノーマルタイプ

高粘度タイプ

商品コード KB-356A

密着タイプ

各1,200円 (税込1,320円)

電抵抗を軽減させるためのたれないハードタイプゼリー

ワンタッチで使い易いボトル
超音波用ゼリー



プロゼリー5kg (2.5kg×2)

商品コード KB-357B

商品コード KB-362B

ノーマルタイプ

高粘度タイプ

商品コード KB-356B

密着タイプ

各12,000円 (税込13,200円)

詰替用ボトルと詰替用ノズルが付いています。

備えて安心! 徳用サイズ
廃棄しやすい柔らか容器使用

ノーマル 肌の上で柔らかくなり、
潤滑性がUP。
広範囲の部位に適した製剤

密着 粘度は一番柔らかいが、肌の塩分に対して耐性があり、
斜面のある部位に適した、垂れにくい製剤
※原料由来の色が着くことがありますが、品質に問題はございません。

高粘度 粘度は一番硬く、しっかりとした使用感。
塗り広げた時にも厚みが残るのが特長でピン
ポイントな使用に適した製剤

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

カミバン

ピンセット

灸用品

検査測定

滅菌・消毒

オイル・

クリーム

ベッド・

マクラ

治療室

設備

ボスター

模型・

吸玉

治療器

温熱

健康維持・

管理

テレーピング

用品

治療補助

トレーニング

健康器具

開業準備

索引



歩行神経筋電気刺激装置 電気刺激装置 NM-F1

商品コード KE-635

278,000円 (税込305,800円)

〔クラスⅡ / 特管〕 認証番号 22600BZX00447000

定格電源	本体：DC7.4V (リチウムイオン充電電池) ：DC12V (ACアダプタ)		
定格消費電力	ACアダプタ AC100V 50/60Hz		
パルス幅	対称パルス	パルス幅	100～300μs±20%
	総パルス幅	200～600μs±20%	
	非対称パルス	パルス幅	100～300μs±20%
	総パルス幅	200～600μs±20%	
タイマー	最大60分±5%		
保護の形式と程度	クラスⅡ及び内部電源機器、BF形		
サイズ	(H) 140×(W) 72×(D) 28 (mm)		
重量	約250g (リチウムイオン充電電池含む)		

麻痺のリハビリテーションに、 さらなる選択肢を。


下肢の神経・筋に電気刺激を与えて歩行機能を改善。質の高いリハビリテーションを実現します。中脳神経障害による下垂足や尖足に対し、歩行遊脚期に下肢神経および筋を刺激することで、足を背屈させ歩行を改善します。

MP探索モード

MP導子を筋の筋腹を移動させながら、筋収縮が最も良く出現する位置を探索します。

NMESモード

粘着パッドをMP探索モードで決定した最適な位置に装着。本体スイッチ、もしくは別売のTGスイッチやFTスイッチを使って、電気刺激が適切に加わるように制御します。



新型超音波骨折治療器 オステオトロンV

商品コード KB-325

400,000円 (税込440,000円)

〔クラスⅡ / 特管〕 認証番号 225AABZX00101000

定格電源	DC7.4V (リチウムイオン充電電池) DC12V (ACアダプタ) ACアダプタ AC100V 50/60MHz		
定格消費電力	18VA		
発振周波数	750kHz、1.5MHz		
超音波出力	30mW/cm ² 、45mW/cm ² 、60mW/cm ² (実効値)		
パルス周波数	100Hz、1000Hz (切替)		
タイマー時間	10分、20分、30分 (切替)		
保護の形式と程度	クラスⅡ及び内部電源機器、BF形		
サイズ	(H) 145×(W) 75×(D) 32mm		
重量	約250g (充電電池含む)		

タッチパネルを搭載した コンパクト超音波骨折治療器

骨形成を促進する低出力パルス超音波


骨折部位の治療期間を約40%短縮。
鎖骨・手指骨・足指骨専用プローブを標準装備。
オプションのプローブで大腿骨骨折にも対応。

固定照射で軟部組織を治療促進

炎症を伴った軟部組織に鎮痛効果の報告多数。安全性の高いエネルギーにより、固定照射可能。オスグッド病、シンスプリント等のスポーツ障害に。軟骨細胞の炎症抑制報告有。変形性膝関節症。

タッチパネル操作搭載でわずか250g

操作性を高めるカラータッチパネルを搭載。優れた機能性を持ちながら、小型軽量化。



超短波治療器 ライストロン

商品コード KE-558

1,600,000円 (税込1,760,000円)

〔クラスⅡ / 特管〕 認証番号 224ALBZX00022000

深部をしっかりと温める超短波治療器がシンプル操作性と場所を選ばないスリムな形状で使いやすくなりました。また治療部位に合わせて使用できるプローブを2個標準装備しています。



プローブ式でシンプルな治療が可能に
プローブを用いた手法により深部にある組織に対してピンポイントで当てることができ。また、プローブを当てながら組織の循環を促すようマッサージを行うことができます。

優れた深部温熱効果を実現

毎秒2700万回の振動を起こす超短波エネルギーが身体深部に温熱効果を生み出します。深部の筋組織に対して、アプローチしていきます。

設置場所に困らないスリムな省スペース設計

薄さ約13cmのスリムでコンパクトなボディ設計により設置場所を選ばずご使用いただけます。

電撃に対する保護の形式	クラスⅠ
電撃に対する保護の程度	BF形
定格電圧及び周波数	AC100V 50/60Hz
電源入力	200VA
安全装置	ゼロスタート方式 ストップボタン 電源ヒューズ 5A
寸法	363W×456D×125H (mm)
重量	11.0kg±10%

超短波仕様	
超短波出力	45W+5W/-10W
発振周波数	27.12MHz±162.72kHz
治療タイマー	1～60分
出力チャンネル数	1



超短波治療器 イトー SW-203

商品コード KE-596

1,980,000円 (税込2,178,000円)

〔クラスⅡ / 特管〕 認証番号 229AABZX00110000

定格電源	AC100V (50/60Hz)
定格消費電力	300VA
発振周波数	27.12MHz
発振出力	80W (CH1、CH2：パルスモード)、 80W (CH3：連続モード)
タイマー	0～30分 (1～15分まで1分単位、 15～30分から5分単位)
電撃に対する保護の形式と程度	クラスⅠ、BF形
サイズ	(W) 428×(D) 503×(H) 1,190mm
重量	約34kg

自由に動かしながら治療が可能なプローブ型導子を採用。

超短波エネルギーを照射することで、体内組織に深部熱を発生させ、その温熱効果により、疼痛や筋痙攣、関節性拘縮の改善を行います。体内深部まで広範囲に加温できるので、血液循環の促進にも適しています。温熱効果が十分に得られる出力から低出力まで6段階の設定が可能です。

体内組織に深部熱を発生させる超短波エネルギー

毎秒2,700万回の振動を起こす超短波エネルギーが体内組織に深部熱を発生させ、温熱効果を生み出します。

治療目的に合わせて選択できる超短波導子

導子を自由に動かしながら、患部にピンポイントで治療ができるプローブ型導子 (1チャンネル) とパルス出力により2箇所同時または2人同時の治療が行えるパッド型導子 (2チャンネル) を装備。治療目的に合わせた導子の選択が可能です。

操作性と視認性に優れた操作パネル

的確な治療を行うために、操作パネルの使いやすさにもこだわりました。操作の内容が一目で分かるインターフェースで、治療をさらに快適にします。

付属品を収納できるカート一体型デザイン


導子などの付属品がスッキリと収納でき、本体の移動もスムーズに行えます。

プローブ型導子

- ◇衣服の上から患部にピンポイントで治療が可能
- ◇操作性を高めるアーム
- ◇出力状態を明確にする治療音
- ◇様々な姿勢での治療が可能

パッド型導子

- ◇2チャンネルでの使用が可能
- ◇パッド型コイル導子
- ◇パッド型コンデンサ導子



超音波治療器 ソニックタイザー SZ-100

商品コード KB-326

870,000円 (税込957,000円)

〔クラスⅡ / 特管〕 認証番号 224AABZX00053000

商品コード KB-326C

ワゴンセット
1,050,000円 (税込1,155,000円)

電撃に対する保護の形式による分類	クラスⅠ 機器
電撃に対する保護の程度による装置部の分類	BF形装着部
水の有害な侵入に対する保護の程度の分類	IPX7 (プローブ、但しプラグ部分は除く)
定格電源電圧及び電源周波数	AC100V 50/60Hz
電源入力	150VA
外形寸法	幅210×奥行283×高さ122mm
質量	3kg

2種類の周波数による超音波治療が可能

均等な超音波放射による安全性に加えて、使いやすさと患者様の快適性を追求

通常、超音波治療では1MHzと3MHzの2種類の周波数を使用しますが、SZ-100は一台で両方の治療が可能です。極めて良好な超音波放射の均等性と、治療状態をお知らせするイルミネーション表示により、安全で正確な治療が行えます。

最大有効強度	連続：2W/cm ² ±20%、パルス (瞬時最大有効強度)：3W/cm ² +0%/－20%		
超音波出力	連続 (精度：±20%)		パルス (瞬時最大出力) (精度：+0%/－20%)
	Lプローブ 1.0MHz：16.0W	3.2MHz：16.0W	Lプローブ 1.0MHz：24.0W 3.2MHz：24.0W
	Mプローブ 1.0MHz：8.0W	3.2MHz：10.0W	Mプローブ 1.0MHz：12.0W 3.2MHz：15.0W
ERA (有効放射面積)	Sプローブ 1.0MHz：1.2W	3.2MHz：1.0W	Sプローブ 1.0MHz：1.8W 3.2MHz：1.5W
	Lプローブ 1.0MHz：8.0cm ²	3.2MHz：8.0cm ²	Mプローブ 1.0MHz：4.0cm ² 3.2MHz：5.0cm ²
	Sプローブ 1.0MHz：0.6cm ²	3.2MHz：0.5cm ²	(精度：±20%)
BNR (ビーム不均等率)	Lプローブ 1.0MHz：2.0	3.2MHz：2.4	Mプローブ 1.0MHz：2.0 3.2MHz：2.4
	Sプローブ 1.0MHz：2.4	3.2MHz：2.9	(精度：±30%)
出力安定性	±20%		
治療タイマ	1～30分 (1分ステップ) (精度：設定時間の±5%)		
音響作用周波数	1.0MHz、3.2MHz (精度：±10%)		
パルス周波数	100Hz (パルス繰返し周期：10msec) (精度：±5%)		
パルス出力 (DUTY)	5、10、20、30、40、50% (精度：±5%) (パルス幅：0.5、1、2、3、4、5msec)		
安全装置	電源ヒューズ：FUSE T3.15A×2、接触状態監視機能、過出力制御機能、ゼロスタート機能		

本体と関連用品を一体化できるSZワゴン (オプション)
箱ティッシュホルダ



マイクロタイザー

商品コード KB-746

MT5 SS

500,000円
(税込 550,000円)

〔クラスⅡ/特管〕
認証番号 225AABZX00123000

商品コード KB-747

MT5 SL

580,000円
(税込 638,000円)

〔クラスⅡ/特管〕
認証番号 225AABZX00123000

商品コード KB-748


MT5 DSL

900,000円
(税込 990,000円)

〔クラスⅡ/特管〕
認証番号 225AABZX00081000

効率的な照射で省エネを実現


接触型アプリケーションは患部にピンポイントで照射できます。効率的に治療できるだけでなく、不要放射が少ないためエネルギー効率が高く、節電にも貢献します。



※同じ出力 (80W) で非接触型の当社従来器 MT-3 (左) と比較した場合、MT-5 (右) は加温効果が高く、約2倍の温感が得られます。すなわち、従来器の半分の電力で同じ治療効果をあげることができます。

動作半径が小さく省スペース


フリーアームは従来型のアームに比べて動作半径が小さいため、治療スペースにゆとりが生まれるなど院内の省スペース化を実現します。



独自のアーム機構で、治療部位に柔軟にフィット。

ワンアクションでセッティング

長さや角度を調節する必要がなく、ワンアクションでアプリケーションをセットできます。肩、腰、膝、足首などあらゆる治療部位に柔軟にフィットします。



電撃保護	クラスⅠ機器 B形装着部
電源	AC100V 50/60Hz
電源入力	700VA【MT5SS、MT5SL】、1,400VA【MT5DSL】
周波数	2,450±50MHz
定格出力	200W
タイマ	1～30分 (1分ステップ) 精度 ±3%
照射モード	連続モード、間欠モード、マイルドモード、3Dモード【MT5DSLのみ】
照射時間	0.5～3秒 (0.5秒ステップ)
休止時間	0.5～3秒 (0.5秒ステップ)
不要放射	10mW/cm ² 以下
出力表示及び出力表示に対する出力値	表 示 0W～100W (10Wステップ) 100W～200W (20Wステップ) 出力値 0W～約200W
寸法 (アーム部除く)	幅460×奥行380×高さ875 (mm) アンテナ最大高さ1,700mm以下
質量	27kg【MT5SS、MT5SL】、40kg【MT5DSL】



マイクロ波治療器 エモシア PH-W4720

商品コード KB-749A

Aタイプ
(ヘリカル型+ヘリカル型)

860,000円
(税込 946,000円)

〔クラスⅡ/特管〕 認証番号 229AIBZX00002000

商品コード KB-749B

Bタイプ
(ワイド型+ヘリカル型)

920,000円
(税込 1,012,000円)

商品コード KB-749C

Cタイプ
(ワイド型+ワイド型)

980,000円
(税込 1,078,000円)

マイクロ波治療器 エモシア PH-W4710

商品コード KB-750A

Aタイプ
(ヘリカル型)

550,000円
(税込 605,000円)

〔クラスⅡ/特管〕 認証番号 229AIBZX00001000

商品コード KB-750B

Cタイプ
(ワイド型)

620,000円
(税込 682,000円)

瞬速で深部に届く、スタンダード温熱治療

「エモシアシリーズ」は軽量コンパクトな極超短波治療器です。シンプルな操作性や様々な安全機構を使いやすいサイズにまとめました。

- 最適なマイクロ波パワー分布で、広範囲を均一に加温。
- 心臓部であるマグネトロンからアンテナまでの出力損失を減らすことを実現した極超短波治療器です。
- 局所の治療にはヘリカル型、広い幹部の治療にはワイド型のアンテナをお選びいただけます。



	4720A/B/C	4710A/C
電源電圧	AC100V 50/60Hz	
消費電力	1,000VA	500VA
本体寸法 (mm)	450W×300D×690H (アーム部含まず)	
質量	各種 43kg	各種 30kg
電撃保護形式	クラスⅠ、B形	

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

ピカミバンセット

灸用品

検査測定

滅菌消毒

オイル・クリーム

ベッド・マクラ

治療室

ボスター

模型・スター

吸玉

治療器

温熱

健康維持

テレーシング

治療補助用品

トレーニング

健康器具

開業準備

索引



磁気加振式温熱治療器 ホットマグナー HM-2SC

商品コード KB-124

473,000円 (税込 520,300円)

(クラスⅡ/特管) 認証番号 15700BZZ01632000

仕様

形式	HM-2SC-A	HM-4	HM-2SC
電源	AC100V 50/60Hz クラスⅠ B形		
消費電力	340VA	740VA	280VA±10%
温度調整	40℃、50℃、60℃、65℃ 4段切替 (自動温度調整装置内蔵)	0℃、50℃、60℃ 3段切替 (自動温度調整装置内蔵)	
振動数/秒	50~120回		
寸法(mm)	450W×300D×205H	600W×315D×415H	450W×310D×205H
重量	12kg	24kg	13kg
専用台	W-60 (19.5kg)		

付属品

形式	HM-2SC-A	HM-4	HM-2SC
マグナーライトパック	LSP 2枚	LSP 4枚	LS 2枚 ※スーパーマグナーパック
マジックベルト	(小) 2本	(小) 4本	(小) 2本
電源コード	(2.5m) 1本		
検磁器	1コ		
バック受け金具	1コ		



※専用台W-60は別売

磁気加振式温熱治療器 ホットマグナー HM-2SC-A (2チャンネルタイプ)

商品コード KB-102

638,000円 (税込 701,800円)

(クラスⅡ/特管) 認証番号 15900BZZ01118000



※専用台W-60は別売

磁気加振式温熱治療器 ホットマグナー HM-4 (4チャンネルタイプ)

商品コード KB-103

946,000円 (税込 1,040,600円)

(クラスⅡ/特管) 認証番号 15700BZZ01633000

体の芯からじっくり解きほぐす、信頼の温熱治療法。

磁気+振動+温熱治療で細胞を蘇らせる

主な特長

マグナーパックから、交番磁力線特有のマイクロバイブレーション(微振動)が患部を快く刺激。あわせて体の芯までじっくり温める温熱との相乗作用で、健康の源をやさしく解きほぐします。

マイクロバイブレーション+温熱との相乗作用

マグナーパックから、交番磁力線特有のマイクロバイブレーション(微振動)が患部を快く刺激。あわせて体の芯までじっくり温める温熱との相乗作用で、健康の源をやさしく解きほぐします。

保温回路を内蔵、瞬時に治療可能

温度設定は4段切替え、見やすい表示 (HM-2SC除く)

温度は40℃、50℃、60℃、65℃の4段階。オートレギュレーション機能が設定温度を維持します。(HM-2SCは45℃、50℃、60℃の3段階)

衣服を脱がずに治療OK

従来の温熱パックと異なり、衣服の上からでも治療効果は変わりません。スペース・時間を大幅に節約します。

体の深部まで温めて、治療効果が長く持続

微振動で患部に快適な刺激

使い易さを追求したシンプル操作・安全設計

ランニングコストがぐんと経済的

消費電力が少なく、マグナーパック1本あたり1日約20円程度の電気料金ですみます。



乾式ホットパック装置 ホットリズムー MHR-2f (2人用タイプ)

商品コード KB-254

480,000円 (税込 528,000円)

(クラスⅡ/特管) 認証番号 229AABZX00070000

乾式ホットパック装置 ホットリズムー MHR-4f (4人用タイプ)


商品コード KB-253

735,000円 (税込 808,500円)

(クラスⅡ/特管) 認証番号 229AABZX00070000


進化した リズムモード

コ柔軟性を持たせたリズムーパックfですが、従来のリズムを継承しただけでなく、さらに強い「ターボ」機能を実現しました。これまでよりも患者様の好みに合わせた治療を提供できます。



ターボ

off



ターボ

on

主要な治療部位すべて に1つで装着可能

従来機では部位ごとにパックを交換して治療をしていましたが、温熱治療の主要部位である「腰・膝・肩」を1つのパックで装着でき、フィットするようにパックカバーを開発しました。

かんたん装着

パックカバーをバンドと一体にし、持ち手や2つのオス面ファスナーを備えたことで、装着がより簡単にできるようになりました。

省エネ設計

リズムーパックfは断熱構造により、空気中へ余分に放出していた熱を抑え、治療面に伝わる熱の割合を増やしました。同じ温度を維持するために必要な消費電力を40%削減しました。

	MHR-4f	MHR-2f
電撃保護	クラスⅠ 機器 B形装着部	
電源	AC100V 50/60Hz	
電源入力	150VA	100VA
出力ch数	4ch	2ch
定格温度	55℃(パック表面温度)	
ヒーター出力表示	弱ー中ー強(5段階)	
治療時間	1~30分(1分単位)	
リズムモード	連続・間欠(ターボ)(最大振動加速度9.8m/s ² 以下)	
外形寸法	幅470×奥行490×高さ1,100mm	
質量	22kg	21kg
付属バック	リズムーパックf(標準)×4	リズムーパックf(標準)×2



フィジオパックウォーマー

商品コード KB-569

688,000円
(税込756,800円)


本体寸法	W505×H765×D430 (mm)
庫内寸法	W420×H560×D320 (mm)
本体重量	44.1kg (本体38.5kg、 トレイ5.6kg)
庫内容量	75L
温度調節幅	40℃～75℃ (加温防止装置付)
付属品	トレイ7枚、 電源ケーブル1本



収納の手間を省く7段トレイ

ウォーマーは、1段にフィジオパックMを3枚並べて収納できる7段のトレイを標準装備。
パックを重ねたり、奥へ詰め込む事なく簡単に整理できます。余裕のある棚間を取り出しも収納もスムーズに行えます。

※フィジオパックは 付属していません。



厳選した素材を詰め込んだ 鉱石ホットパック

遠赤外線放射率、温度保持時間、重さはもちろん触り心地にまでこだわって内容量と割合を調整しました。

ブラックシリカ black silica 海底に堆積した珪藻類から生成された黒鉛を含む珪質岩石。	ゼオライト鉱石 zeolite 吸着・吸湿性に優れ、脱臭剤としても利用される、多くのミネラルを含んだ鉱石。
ゲルマニウム鉱石 germanium 元素のひとつゲルマニウムを含有する鉱石。	テラ鉱石 tela stone 岩盤浴などにも使用される密度の高い天然鉱石。
トルマリン tourmaline トルマリンの結晶を熱すると電気を帯びる事から日本名で「電気石(てんきせき)」と呼ばれる鉱石。	磁器セラミックボール ceramic ball 鉱物などを粉状にした原料を球体に成形して焼き上げた磁器。

フィジオパック

商品コード KB-570A

S
5,800円 (税込6,380円)

医療機器届出番号 11B1X10028PP0001
W165×H105mm 重量 260g

商品コード KB-571A

M
12,800円 (税込14,080円)

医療機器届出番号 11B1X10028PP0002
W270×H150mm 重量 940g

商品コード KB-572A

L
18,800円 (税込20,680円)

医療機器届出番号 11B1X10028PP0003
W585×H150mm 重量 1300g

商品コード KB-584A

LL
25,800円 (税込28,380円)

医療機器届出番号 11B1X10028PP0004
W350×H310mm 重量 1500g

フィジオパックカバー

商品コード KB-570B

S (交換用カバーのみ)
1,000円 (税込1,100円)

商品コード KB-571B

M (交換用カバーのみ)
2,200円 (税込2,420円)

商品コード KB-572B

L (交換用カバーのみ)
2,800円 (税込3,080円)

商品コード KB-584B

LL (交換用カバーのみ)
5,000円 (税込5,500円)

温熱治療をもっと手軽に

フィジオパックは、所定の温度に温まったらウォーマーから取り出して患部にあてるだけ。心地良い適度な重みと温感が広がります。手間のかかるメンテナンスや準備にかかる作業も無く、温熱治療が手軽に行えます。



ハイドロタイザー

商品コード KB-614

HC-5U
800,000円 (税込880,000円)

〔クラスⅠ〕27B2X00088000016

商品コード KB-615

HC-6U
980,000円 (税込1,078,000円)

〔クラスⅠ〕27B2X00088000017

商品コード KB-635

HC-7U
1,150,000円 (税込1,265,000円)

〔クラスⅠ〕27B2X00088000018

機種	HC-5U	HC-6U	HC-7U
電撃保護	クラスⅠ 機器		
電源	AC100V 50/60Hz		
電源入力	1,300VA		
水温設定範囲	45～95℃		
本体幅 (ハンドル含まず)	475mm	675mm	875mm
本体奥行 (ホース掛け含まず)	550mm		
本体高さ (フタを開けた状態)	836mm		
本体質量 (水、パック含まず)	40kg	57kg	70kg
標準使用水量	60L	90L	120L
付属品	引き上げ金具、バックスタンド、バック仕切、 ハンドル、排水ホース、ホース掛け		

トータルでより快適な湿性温熱療法をサポート

安全性を追求した機能を充実 (3機種標準装備)

L型3Pプラグの採用

コンセントの接触不良によるトラッキング現象、感電、漏電といったトラブルを回避するために、L型3Pプラグを採用しました。(壁側コンセントには接地型コンセントを推奨しています。)

水不足を検知する機能を装備

低水位時には水不足ランプで警告するとともにブザーでお知らせし、ヒーターを自動停止。空焚きを防止します。

高温ランプ

槽内温度が設定温度よりも5℃以上高くなると、高温ランプが点灯します。同時にブザーでもお知らせします。



ミナトパック

① 小	140×340mm	KB-542	3,300円 (税込3,630円)
② 中	280×340mm	KB-543	4,900円 (税込5,390円)
③ 大	280×510mm	KB-544	5,900円 (税込6,490円)
④ 特大	447×564mm	KB-545	11,000円 (税込12,100円)
⑤ 首用	タオルカバーなし	KB-546	5,000円 (税込5,500円)
	タオルカバーつき	KB-547	8,500円 (税込9,350円)
⑥ 肩用	タオルカバーのみ	KB-548	3,500円 (税込3,850円)
	タオルカバーなし	KB-549	12,000円 (税込13,200円)
	タオルカバーつき	KB-550	17,500円 (税込19,250円)
	タオルカバーのみ	KB-551	5,500円 (税込6,050円)

※この商品は布製のため、サイズが多少異なる場合があります。

カナホットは特殊セラミックにより体に合った赤外線を出し温めます。

気持ち良さには理由がある。

染み込むような熱がきます。



カナホット

モイスト

日本製

湿熱の特殊カバー

冷えると空気中の水分を吸収する「カナホットオリジナルカバー」本体内蔵ヒーターにより本体の温度が上がると、カバーに含まれた水分が発散され、体の芯にジワジワしみ込むような気持ちのよい湿熱を体感できます。

※水洗いはできません。ドライクリーニング専用です。

赤外線を出すセラミック板

温度が上がるとパック内に装着されたセラミック板により、気持ちのよい波長の赤外線湿熱が放射されます。

大型パックであらゆる曲線にフィット

大型パックで背部や腹部、膝関節、腕、肩等あらゆる曲線にフィットできる強度に設計。

最大80Wの省エネ設計

電熱器具は消費電力が心配と思われるますが、これだけの熱量を80Wで効率よく伝えるのはカナホットモイストだけ。



カナホットモイスト

商品コード KB-248

54,000円(税込59,400円)

[クラスII] 認証番号 16300BZZ01121000

定格電圧：AC100V (50/60Hz)

消費電力：80W

時間設定：60分タイマー(ゼンマイ式)

温度設定：40℃以上70℃以下(自動調整)

寸法重量：本体サイズ 約38cm×62cm

重さ 約900g

カバーのサイズ 約43cm×73cm

重さ 約500g

安全装置：本体内蔵サーモスタット

内容物：本体(パック)、電源スイッチ(60分タイマー)、スベアーカバーを含む2枚、取扱説明書(保証書添付)、添付文書、ユーザー登録はがき


モイストカバー

商品コード KB-248B

3,200円(税込3,520円)

サイズ：約43cm×73cm

しつねつ
“湿熱感”を持続させる特殊カバーを使用



※カナホットモイスト、カナホット(大)(中)(小)は

●患部にのせての使用になります。 ●温度調節はできません。

カナホット

からだの芯から温めます

日本製

カナホットは特殊セラミックにより、体に合った赤外線を出し温めます。

効能効果

- 疲労回復
- 血行をよくする
- 筋肉の疲れをとる
- 筋肉のこりをほぐす
- 神経痛、筋肉痛の痛みの緩和
- 胃腸の働きを活発にする



カナホット替カバー(1枚)

商品コード KB-225B

大 カバーのサイズ：約56×28.5cm、カバーの重さ：約70g

商品コード KB-220B

中 カバーのサイズ：約48×28.5cm、カバーの重さ：約58g

商品コード KB-224B


小 カバーのサイズ：約38.5×27.5cm、カバーの重さ：約40g

各 1,500円(税込1,650円)

カナホットのカバー生地は内部からの熱で空気中の水分を吸収しますので湿性パックの応用になります。

サイズ比較

カナホットモイスト



カナホット(大) カナホット(中) カナホット(小)



カナホット

[クラスII] 認証番号 16300BZZ01121000

商品コード KB-225

大

45,000円
(税込49,500円)

本体サイズ：約55×28cm
付属カバーのサイズ：
約56×28.5cm
カバー・タイマーを
含む総重量：約1,100g

商品コード KB-220

中

42,000円
(税込46,200円)


本体サイズ：約46×28cm
付属カバーのサイズ：
約48×28.5cm
カバー・タイマーを
含む総重量：約1,000g

商品コード KB-224

小

26,000円
(税込28,600円)

本体サイズ：約38×27cm
付属カバーのサイズ：
約38.5×27.5cm
カバー・タイマーを
含む総重量：約750g



カナホットのカバー生地は内部からの熱で空気中の水分を吸収しますので湿性パックの応用になります。

- 定格電圧：100V
- 定格消費電力：80W
- 内部温度70℃(小のみ60℃)
- 表面温度50℃～60℃
- 60分タイマー付



カナホット ベストタイプ

商品コード KB-226

48,000円 (税込52,800円)

〔クラスII〕

定格電圧：100V
定格消費電力：80W
内部温度：70℃
表面温度：50～60℃
60分タイマー付
寸法：48cm×44cm
カバー・タイマーを含む総重量：
約1,100g

※ 替えカバーはございません。

- フリーサイズで肩・背中にピッタリフィット！
特殊編込みのマジックバンド、熱や汗に強く長持ちいたします。
- 肩のこり・背部の疲れにはカナホットベスト用。

首、背中の重要なツボに特に温効果を上げる為、セラミックスを内蔵。
肩、首のこり、疲労回復におすすめします。



カナホット 関節用

商品コード KB-237

38,000円
(税込41,800円)

〔クラスII〕

定格電圧：100V
定格消費電力：80W
内部温度：70℃
表面温度：50～60℃
60分タイマー付
寸法：39cm×28cm
カバー・タイマーを含む総重量：約800g

※ 替えカバーは
ございません。

関節用



カナホット ベッド用

商品コード KB-221

48,000円
(税込52,800円)

〔クラスII〕

定格電圧：100V
定格消費電力：70W
内部温度：60℃
表面温度：45～50℃
60分タイマー付
寸法：約145cm×40cm
重量：約1,100g

カナホット ベッド用カバー

商品コード KB-221B

3,000円 (税込3,300円)

寸法：約148cm×41cm 重量：約240g



治療ベッド用 ホットパック BC-120

商品コード KB-215

40,000円
(税込44,000円)

53×140cm
直接電源差込式、
温度調節付。




サンホットHC

商品コード KB-216

26,500円 (税込29,150円)

〔クラスII〕

AC100V マジックベルト付
70℃までの温度調節ができます。
24×33.5cm



FA-I

FA-II

遠赤外線湿熱器

フィットアンポFA-II

商品コード KB-255

68,000円 (税込74,800円)

〔クラスII〕 承認番号16200BZZ00524

外形寸法：約W690×D390×H15mm
重量：1.9kg
消費電力：150W

遠赤外線湿熱器

フィットアンポFA-I (ハーフ)

商品コード KB-256

48,000円 (税込52,800円)

※ こちらは医療機器ではありません。

外形寸法：約W390×D410×H15mm
重量：1.0kg
消費電力：115W

【共通仕様】

電源電圧：AC100V 50/60Hz
本体表面温度：70℃±10℃
付属品：替えカバー
生産国：日本
サーモスタット搭載
※ タイマーなし



湿熱は適度な湿り気を帯びているため、皮膚の乾燥がなくなり、しっとりとなめらかな肌を保ちます。この保湿作用は、同時に喉の乾きを少なくし、快適な使用感を実現しています。

①お湯のいらない湿熱パック

フィットアンポ内の特殊ヒーターにより特殊合金が加熱され高温になります。これによる温度差の違いで空気中の湿気をネルカバーが吸収し湿熱となります。

②抜群のフィット感

フィットアンポはネルカバーのしなやかさとともに持ったときにちょうど良い重さを感じます。実はこの重さが抜群のフィット感をもたらす秘密。内部のヒーター線の間にバランスよく配置された特殊合金により、体のどの部分へもフィットするよう工夫されています。

③遠赤外線セラミックシート

フィットアンポは熱感をも高める特殊合金とともに独自開発の「遠赤放射セラミックシート」を採用しています。このセラミックシートは、遠赤外線効率よく放射し、特殊合金により蓄えた熱とともに体の芯まで温めます。

④大判サイズ

一般的な湿熱アンポは約30cm×40cm。これに対しフィットアンポは39cm×69cmと方々腰も楽に覆える大判サイズ(当社比)だから、ムラなく全体を温めることができます。

⑤綿フランネル素材

しっとり、しなやかを実現する秘密は専用の「綿フランネル素材」。毛足を長く起毛させた綿糸を平織りで織り上げ、独自の風合いとしなやかさをもたせています。この起毛した綿が空気中の湿気を吸い取り、しっかりと、やわらかな湿熱を可能としました。

しっとり、しなやか快適な湿熱 遠赤放射セラミックシート湿熱器

アンポとはもともと湿熱治療のことです。タオルを熱湯につけ、これを絞って患部に当てるのをアンポと言っていました。このようなアンポが1世紀以上も間、痛みや不快を鎮めるために使用され、今日でもこの湿熱治療が、病院の物理療法室やリハビリ施設、接骨院、鍼灸治療院カイロプラクティック院、整体治療院、一般家庭にて行われています。

用途別・部位別に使いやすい4種類のサイズ



「温める」と「冷やす」どちらも使える
自然の粘土で作られた再利用可能なパック

CIANA クレイパックは、温熱療法とアイシング、どちらも使える優れものです。温めるときは電子レンジ、冷やすときは冷蔵庫・冷凍庫を使用して手軽に切り替えられ、再利用が可能です。非毒性のナチュラルクレイがたっぷり入っているため、患部にフィットするようにしっかりと変形させられます。また、カバーには身体にぴったりと吸い付くような快適な生地を使用。効率的な施術のサポートとして、ご使用ください。

CIANA
クレイパック

商品コード KB-580
ホット&クール Mサイズ
2,400円 (税込2,640円)
25×12.5cm 320g

商品コード KB-581
ホット&クール Lサイズ
3,000円 (税込3,300円)
30×18cm 700g

商品コード KB-582
ホット&クール 2Lサイズ
4,200円 (税込4,620円)
35×27.8cm 1700g

商品コード KB-583
ホット&クール 首、肩用
3,000円 (税込3,300円)
58×15cm 850g

カバー素材：PVC、ポリエステル
内部素材：ナチュラルクレイ
製造国：中国

肘や肩など
広い部位に

Pariahotto

●大きなサイズなので広い面を身体に当てて使います。

腕や脚に

Pariahotto・ハーフ

●腕や脚に使用しやすいスリムなサイズ。
●2個組なので両脇に当てるなど効果的に使用できます。

専用カバーを使用して
様々な部位に

Pariahotto・ダブル

●身体にしっかりと固定できる専用カバー付き。

バリアホット

商品コード KB-577
バリアホット
2,000円 (税込2,200円)
〔クラスⅠ〕24B3X00004000004
180×260mm 700g
専用カバー付

商品コード KB-578
バリアホット・ハーフ
2,200円 (税込2,420円)
〔クラスⅠ〕24B3X00004000012
110×260mm 300g×2
パック2個+専用カバー2個

商品コード KB-579
バリアホット・ダブル
3,960円 (税込4,356円)
〔クラスⅠ〕24B3X00004000013
180×260mm 700g×2
パック2個+専用カバー

透析時の血管痛の緩和、化学療法における痛みの緩和などに。

タオルウォーマーで
温めるから
安全・簡単・低コスト

保温時間
4～5時間

加熱・蓄熱した温熱効果により患部を温め、消炎鎮痛処置を行います。

温熱剤／日本製
カバー／中国製

●バリア性に優れた抗菌アルミフィルム
●柔らかく身体にフィット

電子レンジや湯煎等ではご使用できません。タオルウォーマー専用です。

広げて腰に当てて

筒状にして手を入れて

肩に掛けて

ガン性疼痛の緩和

排便・排ガスの促進

血管痛の緩和

血管拡張

電子レンジ使用
温冷どちらでも使えるやわらかパッド
ホット&クールパッド ●電子レンジで1～2分(40℃) ●冷凍庫約1時間

Sサイズ

Lサイズの約2分の1のサイズ。コンパクトになっても用途は様々。ちょっと肩を温めたり、脇を冷やせば急な発熱に効果的。熱中症対策にも使用できます。2重構造で安心です。特殊加工コーティングで、温めた時のゴム臭さを無くしました。

LLサイズ

Lサイズの約2倍の大きさ。温湿布・アイシングなどは広範囲に使用できますのでさらに効果的。ほどよい重さで暖かさでリラックスできます。2重構造で安心です。特殊加工コーティングで、温めた時のゴム臭さを無くしました。

Lサイズ

冷温湿布に使えるやわらかパッド。温湿布は電子レンジで加熱し約40度の温度で患部を緩和。冷湿布は冷凍庫に入れ使用。ジェルは凍らないので、やわらかいまま使用できます。2重構造で安心です。特殊加工コーティングで、温めた時のゴム臭さを無くしました。

首肩用

冷温湿布に使えるやわらかパッド。温湿布は電子レンジで加熱し約40度の温度で患部を緩和。冷湿布は冷凍庫に入れ使用。ジェルは凍らないので、やわらかいまま使用できます。2重構造で安心です。特殊加工コーティングで、温めた時のゴム臭さを無くしました。

ホット&クールパッド

商品コード KK-725
グリーンSサイズ
1,200円 (税込1,320円)
12×29×2cm 重量 約350g

商品コード KK-726
グリーンLサイズ
2,200円 (税込2,420円)
20×30×2cm 重量 約760g

商品コード KK-727
グリーンLLサイズ
3,600円 (税込3,960円)
33×40×2cm 重量 約1200g

商品コード KK-728
グリーン首肩用
2,400円 (税込2,640円)
17×53×1.5cm 重量 約600g

【表地】ポリエステル65%・コットン35%
【裏地】天然ゴム100%
【内袋】ナイロン100%
【フチ布】ポリエステル65%・コットン35%
【ジェル】セルロース100%

お湯で加温



ホットパック M

商品コード KB-539
3,400円(税込3,740円)
 (クラス I) 27B3X00302000001
 サイズ: H180×W380 (mm)
 材質: ATBC-PVC
 日本製

温熱効果に最適!

- 温熱療法に最適。柔らかく体にフィットします。
- 腰・腕・膝など患部に合わせてご使用いただけます。
- 従来のホットパックのように水滴がでにくく、水はけがよい生地を使用していますので、衣服などを濡らさずに済みます。
- 保温時間も20分くらい維持できます。

お湯で加温



ホットパック L

商品コード KB-538
3,800円(税込4,180円)
 (クラス I) 27B3X00302000001
 サイズ: H260×W380 (mm)
 材質: ATBC-PVC
 日本製

- 本品は身体の局部(肩・腰・膝など)を温めるものです。それ以外の目的には使用しないでください。
- 本品は80度以下のお湯で十分加温してからご使用下さい。
- お湯以外での加温は破損の恐れがありますので絶対におやめ下さい。
- 本品を十分に加温されると非常に熱くなります。やけどの恐れがありますのでお取り扱いに十分ご注意ください。
- 本品で身体を温める際、タオル等で包むなどして直接皮膚に当てないで下さい。
- 本品で身体を温める際、長時間の使用はやけどの恐れがありますので十分ご注意ください。
- 使用期間は原則的に1,000時間又は4か月以内でご使用下さい。

電子レンジ使用



スチームホット C-600N

商品コード KB-611
製造終了
 480×160mm、約600g

- 加熱はワンタッチ
- 使い易い、優れた耐久性
- 臭いがしない
- マルチタイプ
- いつも清潔に洗濯可能
- 温泉水も使用可能
- 連続使用可能



簡単で清潔に使用できる全く新しい湿性ホットパックです。

スチームホットは、耐熱性特殊アラミド繊維で袋状に縫製されています。内部には新たに開発された、特殊セラミックビーズが充填され、自重の30%を超える水分を保持放出します。

電子レンジ使用



スチームホット アイン

商品コード KJ-890
製造終了

アイス & ホット

湿ったホカホカ、湿った冷え冷えで目の健康をリードする。

現代の仕事はパソコン抜きでは語れません。毎日パソコンに向かって目を酷使する結果、目が疲れる、乾く、花粉症、そんな時に「スチームホットアイ」をご使用下さい。「スチームホットアイ」は空気中の湿度を吸収し何度でも湿温熱、湿冷熱を利用できます。

- 1日に何度でも連続使用できます。
- 洗濯が可能です。
- 大量に放出する湿度を保持しています。
- 無臭です。
- 加熱は最速です。
- 冷蔵庫での冷却は堅くなっていけばOKです。

電子レンジ使用




モイストヒートパック スタンダード

商品コード KJ-540A
6,800円(税込7,480円)

サイズ: 23×30cm
 どこにでもフィットする万能型。

電子レンジ使用



モイストヒートパック ネックラップ

商品コード KJ-540F
8,800円(税込9,680円)

サイズ: 23×52cm(湿熱面)
 ●リボンを結んで首筋に
 ●腰に
 ●リボンを解いて両肩を覆って

お湯で加温



アクアゲル ホットパック HP-03 (大)

商品コード KB-610A
4,500円(税込4,950円)
 Lサイズ 300mm×340mm

ホット専用

スピーディ!

加熱時間が、100℃で1分、80℃で約3分(再加熱 約1分)ポータビリティに優れた超スピード加熱タイプ。(在宅・業務用)乾・湿、いずれにも対応。専用カバー付。

お湯で加温



アクアゲル ホットパック HP-11 (大)

商品コード KB-610C
4,500円(税込4,950円)
 Lサイズ 300mm×340mm

アクアゲル ホットパック HP-11 (小)

商品コード KB-610D
3,500円(税込3,850円)
 Sサイズ 130mm×340mm

冷 暖 兼用!

コールドバック・ホットパックの2ウェイタイプ。冷凍庫に入れたままでも凍りません。専用カバーで露付による不快な濡れもなし。もちろんホットパック(加熱時間1〜3分)として使用可能。ホット・コールド専用カバー付。

温熱

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

カミバン・ピルゼット

灸用品

検査測定

滅菌・消毒

オイル・マクラ

ベッド・治療室

設備

ボスター・模型・吸玉

治療器

温熱

健康維持・管理

テレビング

治療補助用品

トレーニング

健康器具

開業準備

索引



湯せん
タイプ
温度
調節



ストーンセラピー用石 50 STONE SET

商品コード KB-518

50,000円
(税込55,000円)

単品
ストーン

Large	8個
Medium	16個
Small	16個
Toe	8個
Trigger	2個
合計	50個

ストーンセラピー スタンダードKIT

商品コード KB-516

110,000円 (税込121,000円)

セット内容: HS-12N (SW) / 50 STONE SET
※単品での購入も可能です。

はじめて導入をお考えのサロン様には
お得なセット品がおすすめです。

ストーン
セラピー
導入キット

ストーンセラピー用 ウォーマー ホットシステム HS-12N (SW)

商品コード KB-517

75,000円 (税込82,500円)

単品
ウォーマー

温度計・スノコ付

定格電圧	単相 100V 50/60Hz	外形寸法	W427×D297×H200 (mm)
消費電力	720W	庫内寸法	W372×D262×H114 (mm)
温度調節	可変式サーモスタット	庫内容量	12L
温度範囲	標準温度 40~80℃	質量	6kg
安全装置	温度ヒューズ	付属品	スノコ/温度計/変換プラグ



美容
促進

健康
促進

体内の老廃物を
汗とともに体外へ

ゲルマニウム四肢温浴装置 NEW ゲルマくん

商品コード KJ-452

580,000円 (税込638,000円)

本体寸法 (幅/奥/高): 680×610×970 (mm)
本体重量: 約22kg
ゲルマニウム浴液容量: 20L~30L
低格電圧: 100V 低格周波数: 50Hz/60Hz
低格消費電力 (電動ポンプ): 35W
低格消費電力 (ヒーター): 800W
安全装置: 自動式サーモスタット (温度過
昇防止装置) 漏電ブレーカー

こんな方におすすめ

- 体を温め、健康を維持されたい方
- 発汗により、ストレスを緩和されたい方
- 心臓に負担をかけずスポーツ感覚を楽
しみたい方
- 冷えからくるさまざまな症状を緩和され
たい方
- 体内に蓄積した有害物質を汗とともに
対外に排出されたい方

使い勝手の良いデジタル仕様

SSR方式 (無接点リ
レー方式) を採用。
高い温度制御精度と耐
久性を両立させました。



流動パラフィン

商品コード KB-504

250cc
2,000円 (税込2,200円)

250ccプラスチック容器入り
流動パラフィンを少量混入し
ておくことによって、患部の
パラフィン膜をきれいにとり
のぞくことができます。



薬用オンセンス

商品コード KB-421

1.4kg 缶
2,500円 (税込2,750円)

商品コード KB-422

700g 缶
1,400円 (税込1,540円)

各1ケース10缶入



上肢向け温浴療法用装置 パイサイザー BT-3N

商品コード KB-629

1,080,000円 (税込1,188,000円)

(クラスII/特管) 認証番号 224AIBZX00064000

電撃に対する 保護の形式に よる分類	クラスI 機器
電撃に対する保 護の程度による 装着部の分類	B形装着部
定格電源電圧 及び周波数	AC100V 50/60Hz
電源入力	900VA
噴出吐出量	33L/min (×2基)
噴出気泡量	14.6L/min (×2基)
噴出圧力	120kPa
湯温	35℃~45℃
治療タイマー	1分~99分 精度: 設定時間の±5%
槽内寸法及び 容量	W505×D275×H200mm 約22L (オーバーフローまで)
質量	40kg

上肢
浴用

流量を3段階で調節し、
低刺激治療を可能にした
温浴療法用装置

流量可変機能採用	排水方法の選択不要	浴槽内湯温の均一化
可変式ノズル	4種類の噴流パターン	オーバーフロー



過流浴装置 ワールプール (下肢用) WP-800

商品コード KB-636

1,940,000円 (税込2,134,000円)

(クラスII/特管) 認証番号 228AIBZX00024000

寸法	外形/1285 (D) × 570 (W) × 1040 (H) mm 内径/650 (L) × 300 (W) × 620 (H) mm
容量	浴槽/約78L (適量レベル)
材質	浴槽/FRP、カバー/プラスチック (ABS)、フレーム/ステンレス、 座面/FRP、手すり/ステンレス
質量	約79kg
最大使用者体重	100kg
電源	単相100V (50Hz/60Hz) 15A アース付
噴流 ポンプ	出力400W、吐出量: 110L/min (50Hz)、 130L/min (60Hz)
保温ヒーター	560W
電源入力	1.5kVA
ノズル	5個
エア・調整ノ ズル	1ヶ所
治療時間	最大40分 (デジタル表示)
温度調節	最大45℃ (デジタル表示)
排水	ボタン操作
安全装置	漏電遮断器、空焚防止 (水位センサー)
付属品	保温マット、ノズルスター、ノズルスター箱

膝、足関節、ハムストリングスに
可動域訓練可能な過流浴装置。

膝まで治療できる深い浴槽
無理な姿勢をとることなく、確実に膝に噴流を
当てることができます。
また水深も深く、ペダリング訓練や立位での下
肢荷重訓練などもあわせて行うことができます。

移乗しやすさにこだわりました
座面奥行きは大柄な患者様も移乗しやすい
40cmのワイド設計。
患側だけ水中に入れる場合でも、サイドグリップ
を掴むことで安定した姿勢で移乗できます。



一人ひとり、思いのままに。
医療現場の声に応える上質なQZクオリティーを

めざしたのは
“Comfort”

3つのモードが織りなす多彩な治療メニュー

柔軟性を高めるために開発された独自マッサージパターンのメディカルモード。各部位ごとの強さ設定が可能になり、さらに気持ち良さを追求するリラクスマード。患者様の目的や好みに合わせて、さらに細かく設定できるようになったマニュアルモード。3つのモードが、患者様一人ひとりに応じた治療を提供します。

メディカルモード

リラクスマード

マニュアルモード

ベッド型マッサージ器 アクアタイザー QZ-280SGA

商品コード KR-455

5,950,000円 (税込6,545,000円)

〔クラスII/特管〕認証番号 305AABZX00048000

おもな仕様	
定格電源電圧及び周波数	単相 200V 50Hz/60Hz
電源入力	4500VA
電撃保護	クラスI 機器 B形装着部
外形寸法 (本体)	幅820×長さ2,290×高さ1,200 (mm) ベッドの高さ500 (mm)
質量	230kg (注水時：約450kg)
治療時間	設定時間 1～99分 精度 設定時間の±5%以内
マッサージ力の制限	水ポンプ吐出部の最大圧力 530kPa 以下
シート部	幅660×長さ1,960 (mm)
その他の機能	
脚保持機能 (オプション)、予熱機能、マッサージ力設定機能、マッサージパターン設定機能、ノズル切り替え機能、身長自動設定機能、治療メモリー設定機能、自動エア抜き機能、高温時作動制限機能、空冷機能、水冷機能 (オプション)	
耐用期間 (自主基準) ※	6年 ※耐用期間は、定期的な保守点検、および必要に応じた修理を行うことによって、性能が維持できる期間を意味します。
設備条件	
電源接続	単相 200V 30A 接地極付引掛けコンセント 施設側に専用漏電ブレーカを設置すること
床耐荷重	3.5kPa (350kgf/m ²) 以上
給排水設備	水冷機能 (オプション) 使用時



強くやさしい刺激の実現と
メディカルモードの搭載。

きめ細かな
マッサージを実現する
リラクスマード

筋肉の柔軟性を
向上させる
メディカル
モード

6段階の強さが設定可能
オリジナルプログラムの作成が可能
7種類の手もみの技を再現

ベッド型マッサージ器 アクアタイザー QZ-260SGA

商品コード KR-452

5,650,000円 (税込6,215,000円)

〔クラスII/特管〕認証番号 229AABZX00048000

おもな仕様	
電源電圧及び周波数	単相 200V 50/60Hz
電源入力	4500VA
電撃保護	クラスI 機器 B形装着部
外形寸法	(W) 820×(D) 2290×(H) 1080 (mm) ベッドの高さ500 (mm)
質量	230kg (注水時 450kg)
治療タイマー	設定時間 1～99分 精度 設定時間の±5%以内
マッサージ力の制限	水ポンプ吐出部の最大圧力 530kPa 以下 (JIS T 0601-2-205 2015 適合)
マット部	長さ1,960×幅660 (mm)
おもな機能	
脚保持機能、予熱機能、マッサージ力設定機能、マッサージパターン設定機能、ノズル切り替え機能、身長自動設定機能、治療メモリー設定機能、自動エア抜き機能、高温時作動制限機能、空冷機能、水冷機能 (オプション)	
設備条件	
電源接続	単相 200V 30A 接地極付引掛けコンセント 施設側に専用漏電ブレーカを設置すること
床耐荷重	3.5kPa (350kgf/m ²) 以上
給排水設備	水冷機能 (オプション) 使用時

※本製品はEMC規格 JIS T 0601-1-2：2012に適合しています。



肩専用Cubeノズル搭載で
3次元アプローチが実現！

3D
肩専用ノズル

6
ノズル
タイプ

3Dウォーターマッサージベッド アクアキューブ PH-A8406 SA/TA

商品コード KR-451

6,470,000円 (税込7,117,000円)

型 式	PH-A8406SA (単相)	PH-A8406TA (三相)
認 証 番 号	227AIBZX00032000	227AIBZX00033000
ク ラ ス 分 類	管理医療機器 特定保守管理医療機器 (修理区分6)	管理医療機器 特定保守管理医療機器 (修理区分6)
電 源 電 圧	単相 AC200-220V 50/60Hz	三相 AC200V 50/60Hz
消 費 電 力	4.5kVA (単相)	4.2kVA (三相)
寸 法 (mm)	2,330 (L) × 840 (W) × 950 (H) 乗込部高さ510mm	2,330 (L) × 840 (W) × 950 (H) 乗込部高さ510mm
質 量	260kg (注水時 490kg)	260kg (注水時 490kg)
水 量	230リットル	230リットル
電撃保護形式	クラスI、B形	クラスI、B形

最大6ノズルの組合せによる刺激

Cubeノズル2本は、僧帽筋上部を刺激します。それ以外の4本ノズルは刺激範囲に変化を持たせながら全身を移動していきます。また4本のノズルの内、2本のノズルによる水圧は、より集中的な刺激を体験できます。

高い視認性と操作性

【操作画面】治療中に設定変更頻度の高いメニューのみを表示させることで瞬時の対応ができ、視認性を高めました。

【設定画面】設定画面は、環境設定、ユーザープログラムの組み込みなどが行えます。

ノズルの
組合せ

簡単
操作パネル

Cube
ノズル

Cubeノズルが僧帽筋上部をしっかり刺激！

国内の有訴者の症状別でみると、「肩こり」「腰痛」が上位を占めています。
(※「厚生統計要覧 (平成26年度)」による)
一般的に肩こりといわれている頸肩腕症候群治療に効果がある経穴は「肩井 (けんせい)」とその肩井が位置する僧帽筋上部です。アクアキューブは新技術を導入し、従来器の下からの水圧刺激のみでは不可能だった「僧帽筋上部」への刺激を可能にしました。

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

カメラ
ピンセット

もくぐき
灸用品

検査・測定

滅菌・消毒

オイル・
クリーム

ベッド・
マッド

治療室
設備

ボタ
ン・タ
イ

吸
玉

治療器

温熱

健康維持・
管理

テレビ
用


治療補助
用品

トレーニング

健康器具

開業準備

索引



3D
肩専用ノズル

4
ノズル
タイプ

肩専用Cubeノズル搭載の ウォーターマッサージベッドが Cubeノズル+2ノズルで新登場

Cube
ノズル

Cubeノズルが僧帽筋上部をしっかり刺激!

国内の有訴者の症状別でみると、「肩こり」「腰痛」が上位を占めています。
(※「厚生統計要覧(平成26年度)」による)
一般的に肩こりといわれている頸肩腕症候群治療に効果がある経穴は「肩井(けんせい)」とその肩井が位置する僧帽筋上部です。アクアキューブは新技術を投入し、従来器の下からの水圧刺激のみでは不可能だった「僧帽筋上部」への刺激を可能にしました。

簡単
操作パネル

高い視認性と操作性

操作パネルは本体に埋め込み、設定の変更頻度の高いメニューのみ表示させることで視認性を高めました。

3Dウォーターマッサージベッド アクアキューブ PH-A8404 SA/TA

商品コード KR-451B

6,140,000円(税込6,754,000円)

型 式	PH-A8404SA(単相)	PH-A8404TA(三相)
認 証 番 号	227AIBZX00032000	227AIBZX00033000
ク ラ ス 分 類	管理医療機器 特定保守管理医療機器(修理区分6)	
電 源 電 圧	単相AC200-220V 50/60Hz	三相AC200V 50/60Hz
消 費 電 力	4.5kVA(単相)	4.2kVA(三相)
寸 法 (mm)	2,330(L)×840(W)×580(H) 乗込部高さ510mm	
質 量	245kg(注水時475kg)	
水 量	230リットル	
電撃保護形式	クラスⅠ、B形	

基本機能を凝縮、 爽快感を追求したスタンダードモデル



ベッド型マッサージ器(ローラー式) オートヘルサー DZ-190

商品コード KR-453

2,400,000円(税込2,640,000円)

(クラスⅡ/特管) 認証番号 228AABZX00045000

電撃保護	クラスⅠ 機器 B形装着部
定格電源電圧 及び周波数	AC100V 50/60Hz
電源入力	380VA
外形寸法	長さ2,200×幅740×高さ1,016(mm)
質量	145kg

新開発指圧バイブレーションローラー

全身へのバイブレーション刺激による爽快感が加わりました。

身長設定機能

身長を入力するだけで適切な治療ポイントを設定
(140~190cmで5cm毎)。

細部まで使いやすさへのこだわり

手すり部は自然にしっかりと握れる形に。ベッド面は、
大柄な人でも快適なフラット仕様。マットとシーツは固
定で敷き直しの手間もありません。

多彩なプログラミング機能

対応可能なマッサージの種類

〈指圧バイブレーションマッサージ〉	〈バイブレーションマッサージ〉
●振動マッサージ	●振動マッサージ
●叩法マッサージ	●叩法マッサージ
●指圧マッサージ	●揉法マッサージ
●パターンマッサージ	●パターンマッサージ

乗り降りしやすいベッドの高さ

ベッド面の高さを50cmに低床化し、乗り降りのしやす
さが大幅に向上しました。


リラクゼーション空間を演出

治療中の音楽には「アイソトニックサウンド※1」を採
用。「1/fゆらぎ※2」ベースの音に、ヒーリング音楽をブ
レンドした新しいメロディです。
また、必要に応じてヒーターでベッド面を温め、冷感を
緩和します。

※1アイソトニックサウンド提供 株式会社デラ
※2「1/fゆらぎ」とは天然・自然の中に多く存在しているリズム。
リラクゼーション効果やヒーリング効果を与えるとされています。

人体電位のフィードバック機能に より安定した治療を提供

従来の弊社電位治療器では人体電位が環境要素(電
源周波数、湿度、床の材質など)の影響を受けやす
く、設定された出力電位に比べると、実際の人体電
位には低下がみられました。
エスカレストは検出電極を背もたれに設置。人体電
位が常にフィードバックされることで、周辺環境に
左右されない、安定した電位治療が実現しました。



①検出電極
②電位発生部
※検出電極で人体電位を
測定し出力電位を常時
調整

安全性の向上

体動検知機能を新たに追加。患者様の背中
が背もたれから一定時間離れた場合、「治療
灯の点滅」と「警告アラーム」でお知らせし
ます。さらに座席から人が居なくなり、一
定時間経過すると不在検知機能が働き自動
停止するので、通電が視覚で判断できない
電位治療器の安全性が向上しました。

快適な治療をサポート

治療開始と同時に背もたれとオットマ
ンが、設定されたそれぞれの角度へ
AUTO可動し、リラックスした姿勢で
治療が行えます。AUTO可動後の角度
調整も可能です。また、背クッションに
振動機能を内蔵しているので振動を
体感しながら治療が行えます。

移乗性の向上

オットマンがイス本体に格納される
ことで、従来器の様に治療前後に行
なっていた、別置きオットマンを移
動する手間が省けました。また治療
が終了すると背もたれとオットマン
が着席姿勢へ戻ることで、よりスム
ーズに移乗が行えます。

電位治療器

エスカレスト ER-F100

商品コード KE-636

1,250,000円(税込1,375,000円)

(クラスⅡ/特管) 認証番号 303AABZX00041000

定格電源電圧 及び周波数	AC100V 50/60Hz
電源入力	60W
電撃保護	クラスⅡ 機器
外形寸法	幅700×奥行960(1600)×高さ1140 (785)mm ※()内はリクライニング時の寸法です。
質量	50kg
最大出力電圧	9000±1800Vrms
治療時間	1分~1時間 精度: 設定時間の±10%以内
出力設定及び 出力表示	1.0kV~4.0kV 治療中出力変更防止機能 不在時出力抑制・停止機能 電源投入時出力防止機能 過出力防止機能

電動自動間欠牽引装置 トラックタイザー TC-30S Aタイプ (1人用)

商品コード KR-219

1,580,000円 (税込1,738,000円)

〔クラスⅡ/特管〕認証番号 22000BZX00834000

電撃保護	クラスⅠ機器 B形装着部
電源	AC100V 50/60Hz
電源入力	180VA
最大牽引力	990N (99kg)
安全装置	安全リモコンスイッチ、異常動作検出回路
本体寸法	幅314×奥行572×高さ872 (mm) (組立後の高さ2,082mm)
ベッド寸法	幅560×奥行2,127×高さ575 (mm)
質量	本体42kg ベッド38kg
付属品	ボール、ボールコーナーセット、ボールワイヤーガイド、ボールランプ、頸椎用装具、腰椎用装具、ハンガー(大・小)、イス、保温バック、ベッド式(アシストベースはオプションです。)

1人用モデルのスタンダード

1人用最新モデルのTC-30Sは、腰椎牽引または頸椎牽引を、ワイヤーを掛け替えて選択使用出来ます。TC30Dの高機能をそのまま備えた1人用モデルです。

- スライドマットの自動化機構を採用、治療の際の安全を確保し煩わしさをなくしました。
- スイングアームで脇をやさしく抱き込むように固定、脱着もワンタッチになりました。
- 高性能、省スペース・省力化タイプの牽引治療システムです。
- 腰部の冷感を緩和する保温ヒーターをベッドに標準装備



スローストップ&スタート機構やリズムカルモードで
これまで以上にやさしい牽引機を実現



着脱かんたん。
負担をかけずに
しっかり固定する
スイングアーム



見やすく扱いやすい
大型表示の
操作パネル

能動型自動間欠牽引装置 トラックタイザー

商品コード KR-287

ST-5L

2,900,000円
(税込3,190,000円)〔クラスⅡ/特管〕
認証番号 305AABZX00066000

商品コード KR-288

ST-5CL

3,600,000円
(税込3,960,000円)〔クラスⅡ/特管〕
認証番号 305AABZX00066000

正しいを、追い求める。

あらゆる工夫を盛り込んだ「トラック
タイザーST-5L/5CL」が誕生しました。

骨盤全体をホールド ST-5L/ST-5CL

腰装具のホールド性

骨盤全体が固定されるように腰装具の形状を見直しました。股関節、膝の角度が崩れにくくなり、安定した姿勢を保ちやすくなりました。

臀部の浮き上がり防止

腰装具の改良に加え、さらにフィット感を向上させるため、設置角度を改良しました。これにより、臀部の浮き上がりが軽減しました。

※ST-3との比較

位置ずれを抑制 ST-5L/ST-5CL

背マットと背中との位置ずれを低減

構造と接触部の素材を見直し、背マットと背中との位置ずれを約1/2※に抑えました。これにより、脇への負荷が軽減されることが期待できます。

※ST-3との比較

肘置きへのフィット感

腕が位置ずれしにくいように肘置き後部分の形状を盛り上げました。また、肘置きの先端に指先がかかるため、治療時に安心感が生まれます。

シートの傾きをコントロール ST-5CLのみ

角度に応じて作用部位が変化

頸椎牽引では、牽引の方向と上半身の角度に応じて、力が作用する部位が上位〜下位頸椎と変化します。シートの傾きをコントロールし、この角度を変化させる機構を搭載しています。

	ST-5L	ST-5CL
電撃保護	クラスⅠ機器 B形装着部	
定格電源電圧 および周波数	AC100V 50/60Hz	
電源入力	240VA	
外形寸法	幅750×奥行1500 (1750) ×高さ1550 (mm) ()は最大チルト時	幅750×奥行1780 (1830) ×高さ1950 (mm) ()は最大チルト時
質量	170kg (操作パネル除く)	195kg (操作パネル除く)
治療時間	1～99分	1分単位
牽引持続時間	0～99秒または連続	1秒単位
牽引休止時間	0～99秒	1秒単位
安全装置	異常動作検出機能	
おもな機能	<ul style="list-style-type: none"> ●手元停止スイッチ ●脚保持機能 (エアバッグ) ●背マットの冷感緩和機能 ●腰マットの冷感緩和機能 ●腰ベルトの自動巻取り機能 ●休止牽引力の設定機能 ●牽引力の上限値設定機能 ●ゆるやかモードの設定機能 ●ステップモードの設定機能 ●サイクル牽引モードの設定機能 	<ul style="list-style-type: none"> ●手元停止スイッチ ●脚保持機能 (エアバッグ) ●背マットの冷感緩和機能 ●腰マットの冷感緩和機能 ●腰ベルトの自動巻取り機能 ●休止牽引力の設定機能 ●牽引力の上限値設定機能 ●ゆるやかモードの設定機能 ●ステップモードの設定機能 ●サイクル牽引モードの設定機能 ●頸椎牽引ポジションの設定機能
耐用期間 (自主基準)※	6年 ※耐用期間は、定期的な保守点検、および必要に応じた修理を行うことによって、性能が維持できる期間を意味します。	

酸素カプセル・酸素ルーム

酸素カプセル
OXYGEN CAPSULE
O2+

商品コード KT-975

1名タイプ

価格はお問い合わせ下さい

W800mm×D2,300mm×H810mm

日本気圧バルク工業は酸素カプセルも製造しています。2017年最新モデル1.4気圧対応です。酸素ルームと同じ制御装置を使用していますので正確な気圧制御が可能です。

高気圧

一体型

酸素ルーム
O2 ROOM
ブレッドA・タイプS

商品コード KT-976

2～4名タイプ

価格はお問い合わせ下さい

W1,000mm×D2,250mm×H1,600mm

酸素カプセルと設置面積がほぼ変わらないコンパクトタイプです。酸素カプセルとは比べ物にならない室内空間を実現しています。もちろんエアコン、テレビは標準で装備されています。

高気圧

低気圧

2WAY

分割式

一体型

静音タイプ

酸素ルーム
O2 ROOM
スクエア

商品コード KT-981

1～3名タイプ

価格はお問い合わせ下さい

W1,200mm×D2,250mm×H1,400mm

箱型の標準的なサイズです。ご家庭のご使用から店舗でのご使用まで日本気圧バルク工業株式会社が自信をもっておすすめする最新型酸素ルームです。オプションで外装のデザインを自由に加工できるのが特徴です。

高気圧

低気圧

2WAY

分割式

静音タイプ

高気圧

HIGH PRESSURE

美肌への入り口。

高気圧酸素は普通の呼吸より溶存型酸素の浸透圧を高め、肌の活性化を促します。

酸素不足になりやすいお肌は、シミや老化を進めてしまいます。溶存型酸素は通常の酸素より分子が小さく、毛細血管を通り抜けるため血管や体液に直接溶け込みます。この溶存型酸素を多く取り込むことのできる高気圧酸素は、血行や新陳代謝を活性化し、美肌効果が期待できます。

ダイエットに。

ダイエットで無理な食事制限をしても、ダイエットの効果は期待できません。

高気圧酸素は、体のすみずみまで酸素を行き渡らせ、脂肪を燃やすパワーを作り、細胞の新陳代謝をよくすることで脂肪燃焼が促進されます。

元気の理由をよく聞かれます。

高気圧酸素は普通の呼吸より溶存型酸素の浸透圧を高め、体調維持だけではなく、老化予防や集中力を高めます！

期待される効果

肩こり

腰痛

基礎代謝向上

眼精疲労

記憶力向上

脳細胞の活性化

低気圧

LOW PRESSURE

トップアスリートが取り入れている高知トレーニング。低気圧酸素ルームで標高3,000mの環境を再現。

最高のトレーニング環境が実現できます。

低酸素環境となる高地では、筋肉への酸素の供給が制限されるため、身体に負担がかかります。高地トレーニングが長期間にわたると血液中のヘモグロビン濃度が高くなり、平地でのトレーニングに比べ筋肉への酸素運動能力や、有酸素性エネルギーの生産能力が高まることで、心拍数の上がりにくいパワーのある身体が作られます。

二つの酸素のチカラで蘇るカラダ

高気圧酸素ルームに入ることによって、通常よりも多くの酸素を取り込み、戦う最高のカラダ作りをサポートします！

溶存型酸素の浸透圧を高め細胞の活性化を促します。

現代人は社会のストレスや大気汚染による酸素不足が原因で、病気や老化など様々な悩みをかかえるようになりました。人間の身体には約37兆個の細胞があり、そのすべてが酸素を必要としています。高気圧酸素ルームは溶存型酸素の浸透圧を高める酸素セラピーには、身体の各機能を整え、健康増進が期待できます。

酸素ルームに入るとヘンリーの法則※により普段の呼吸では得られない「溶存型酸素」を増やすことができると言われています。

※ヘンリーの法則（英：Henry's law）は気体に関する法則であり、1803年にウィリアム・ヘンリーにより発表。

酸素には「溶存型酸素」「結合型酸素」の2種類が身体の中に存在します。

溶存型酸素

血液中に溶け込んだ酸素を溶存型酸素といいます。高気圧酸素の環境では、溶存型酸素は血液中に直接溶け込んでいるので、手先、足先、心臓、脳や眼の末端の細胞まで流れていきます。

結合型酸素

赤血球中のヘモグロビンが酸素（これを結合型酸素といいます）を結びつけて全身に運びます。高気圧酸素の環境では、結合型酸素が増大します。また、全身を流れる酸素が増大することによって、安静時の心拍（脈拍）数が減少します。

「結合型酸素」とは通常の呼吸で得られる酸素で、血液中のヘモグロビンに依存して融合し、血管に運ばれています。そのためヘモグロビンの大きさは細い毛細血管を通り抜けるには限られてしまいます。しかし「溶存型酸素」はヘモグロビンと融合していない酸素で、しかもヘモグロビンより小さいため、毛細血管を通りやすく体内により多くの酸素を送り込むことができます。

測定機能付自力運動訓練装置 ウェルトニック WTS-Lシリーズ



ウェルトニック WTS-01L
レッグプレス

商品コード KR-289

1,100,000円 (税込1,210,000円)

[クラスII/特管] 認証番号 27B2X00088000019

- 速い動作に対応可能なので、錘タイプに近いトレーニング感覚が得られます。
- 足元のフレームを排除し、移乗しやすくなりました。
- シートの背もたれ腰部にはやわらかい素材を使用し、腰部への圧迫を低減しました。

おもに強化される筋肉

大腿四頭筋、大殿筋、ハムストリングス、下腿三頭筋

下肢全般を強化

下肢全般の筋肉を用いた運動により、立ち上がる、座る、しゃがむ、歩く等の動作、日常生活に必要な筋力を強化します。足を固定し上半身が移動する構造により、実際の動作により近いトレーニングがおこなえます。

定格電源電圧及び周波数	AC100V 50/60Hz
電源入力	600VA
電撃保護	クラスI 機器B形装着部
本体寸法	幅650×奥行1,800×高さ1,130 (mm)
質量	110kg
負荷設定	50～1,200N 精度±5%F.S.
筋力測定	200～2,000N 精度±5%F.S.
回数設定	カウントダウン1～100回



ウェルトニック WTS-02L
レッグエクステンション

商品コード KR-290

1,150,000円 (税込1,265,000円)

[クラスII/特管] 認証番号 27B2X00088000020

- 最大屈曲点や最大伸展付近では、荷重が設定値より軽く加わる等、膝関節筋群にマッチした理想的な荷重が加わる設計です。

おもに強化される筋肉

大腿四頭筋

内側広筋を強化

膝関節可動域の維持・拡大や、スムーズな階段の上り下りに必要な、大腿四頭筋を強化します。なかでも、膝の最終伸展域で働く内側広筋の強化は、膝の安定化に寄与すると言われています。

定格電源電圧及び周波数	AC100V 50/60Hz
電源入力	600VA
電撃保護	クラスI 機器B形装着部
本体寸法	幅785×奥行1,320×高さ1,450×高さ1,220 (mm)
質量	83kg
負荷設定	20～500N 精度±5%F.S.
筋力測定	100～850N 精度±5%F.S.
回数設定	カウントダウン1～100回



ウェルトニック WTS-03L
ローイング

商品コード KR-291

1,050,000円 (税込1,155,000円)

[クラスII/特管] 認証番号 27B2X00088000021

- 胸パッドの収納距離を長くすることで小柄な方にもフィットします。

おもに強化される筋肉

広背筋、菱形筋、僧帽筋、三角筋、脊柱起立筋

広背筋・菱形筋を強化

広背筋、菱形筋を中心に強化します。高齢者の円背(猫背)には、これら背筋群の筋力低下が関係していると考えられています。

定格電源電圧及び周波数	AC100V 50/60Hz
電源入力	600VA
電撃保護	クラスI 機器B形装着部
本体寸法	幅730×奥行1,340×高さ1,000～1,060 (mm)
質量	77kg
負荷設定	30～600N 精度±5%F.S.
筋力測定	100～1,000N 精度±5%F.S.
回数設定	カウントダウン1～100回



ウェルトニック WTS-04L
アブダクション

商品コード KR-292

1,080,000円 (税込1,188,000円)

[クラスII/特管] 認証番号 27B2X00088000022

- 開始角度の設定は、レバー1つで簡単に行えます。
- 移乗時には簡単にアームを開ける事ができ、乗り降りしやすくなりました。

おもに強化される筋肉

中殿筋、小殿筋、大腿筋膜張筋

骨盤の安定を強化

中殿筋など、股関節外転筋群の運動を行います。これらの強化は、歩行をはじめとする立位動作の安定化を通じて、転倒の予防に貢献すると考えられています。

定格電源電圧及び周波数	AC100V 50/60Hz
電源入力	600VA
電撃保護	クラスI 機器B形装着部
本体寸法	幅710～1,160×奥行1,170×高さ1,200 (mm)
質量	69kg
負荷設定	30～600N 精度±5%F.S.
筋力測定	100～1,000N 精度±5%F.S.
回数設定	カウントダウン1～100回

移動型の1人用
プーリー運動器具です。


- 主に肩関節可動域の維持・拡大を図ることに用いられます。
- 滑車に取り付けられたロープを両手で持ち、片側の手で引っ張ることにより、反対側上肢の他動運動・自動助運動を行います。
- ロープの長さを調節することができます。
- 移動用のキャスター付ですので、設置場所を選びません。

上肢交互運動器
(椅子型)

商品コード KR-348

105,000円 (税込115,500円)

外形寸法	幅620×奥行600×高さ2,260 (mm)
材質	本体:鉄 シート:抗菌レザークリ
質量	18kg
付属品	吊滑車×1、自在木×1、握環×2、NYロープ3m



移動式姿勢矯正鏡

商品コード KR-293

270,000円 (税込297,000円)

材質	フレーム:鉄製 サイドゴム:エラストマー
鏡面寸法	幅906×高さ1,534 (mm)
外形寸法	幅1,050×奥行650×高さ1,850 (mm)
質量	52.5kg

姿勢矯正、
歩行練習、
起立練習等に

- 姿勢矯正、歩行練習、起立練習等に使用する全身用の鏡です。
- 移動のためのキャスター付き。
- 位置調節可能なバンドを、左右の中心や肩の高さなどの目印としてご利用いただけます。



手触りが良く、
すべりにくい

運動昇降式平行棒パラレル
(ストレートタイプ)

商品コード KR-613

3.5m

600,000円

(税込660,000円)

商品コード KR-613B

2.5m

585,000円

(税込643,500円)

	3.5m	2.5m
材質	エンドキャップ:合成ゴム 支柱:スチール 支柱カバー:プラスチック 手すり:スチール+エラストマー	
外形寸法	幅800×奥行3,500×高さ670～1,000 (mm)	幅800×奥行2,500×高さ670～1,000 (mm)
手摺	直径:φ43mm 高さ調節ストローク:330mm 調節ピッチ:無段階	
質量	83kg	75kg

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

ビンセット

もぐき

灸用品

検査測定

滅菌・消毒

オイル

ベッド

マクラ

治療室

設備

ボスター

模型

吸玉

治療器

温熱

健康維持・管理

テーピング

用品

治療補助

用品

トレーニング

健康器具

開業準備

索引

動的ストレッチマシン Rakuretech (ラクレッツ)

Aフレーム：ブラック
シート：レッド

胸・肩・肩甲骨周りを気持ち良く広げるマシン
胸、肩、脇の下、姿勢改善

Bフレーム：ホワイト
シート：ブラウン

チェスト

商品コード KR-501

850,000円
(税込935,000円)

W76×D89×H143 (cm)

Aフレーム：ブラック
シート：レッド

肩・肩甲骨周りを中心に上下に動かすマシン
首から肩、脇の下、姿勢改善

Bフレーム：ホワイト
シート：ブラウン

ショルダー

商品コード KR-502

830,000円
(税込913,000円)

W77×D108×H120 (cm)

Aフレーム：ブラック
シート：レッド

お尻、腰回り、ハムストリングをストレッチするマシン
腰痛、骨盤の歪み

Bフレーム：ホワイト
シート：ブラウン

ヒップ

商品コード KR-503

720,000円
(税込792,000円)

W76×D90×H108 (cm)

Aフレーム：ブラック
シート：レッド

股関節まわりをストレッチするマシン
内転筋、腸腰筋、骨盤の歪み

Bフレーム：ホワイト
シート：ブラウン

アダクター

商品コード KR-504

920,000円
(税込1,012,000円)

W146×D134×H169 (cm)

Aフレーム：ブラック
シート：レッド

肩・肩甲骨周り、お尻、腰回りのストレッチ
ヒップとショルダーを組み合わせた小スペース向けマシン

Bフレーム：ホワイト
シート：ブラウン

2in1

商品コード KR-505

980,000円
(税込1,078,000円)

W82×D115×H118 (cm)

Aフレーム：ブラック
シート：レッド

お尻、腰回りのストレッチ
股関節周辺、ハムストリング

Bフレーム：ホワイト
シート：ブラウン

クラス

商品コード KR-506

920,000円
(税込1,012,000円)

W61×D151×H127 (cm)

Aフレーム：ブラック
シート：レッド

前後左右、斜め360度座面が回転
骨盤周辺、お腹のストレッチ

Bフレーム：ホワイト
シート：ブラウン

ツイスター

商品コード KR-507

280,000円
(税込308,000円)

W73×D88×H93 (cm)

Aフレーム：ブラック
シート：レッド

太もも周辺、足首などをストレッチするマシン

Bフレーム：ホワイト
シート：ブラウン

ハムスター

商品コード KR-508

300,000円
(税込330,000円)

W78×D148×H108 (cm)



トレーニング、ストレッチ、有酸素運動を短時間・小スペースで効率よく効果的に

自動圧調整と筋肉を幅広く覆うラップにより、トレーニング、ストレッチ、有酸素運動をより効率よく効果的に行うことができるフィットネスマシンです。短時間・省スペース・自重・知識なしでも運動やケアを短時間でどなたでも簡単に好結果を実現できるサービス提供が可能です。

自動空圧式フィットネスマシン FAST TRAINER (ファスト トレーナー)

商品コード KR-621

850,000円 (税込935,000円)

電源	DC12V、3A (専用電源アダプター)
消費電力	6.5W (ポンプ駆動時)
外形寸法 (本体)	幅200×奥行121×高さ72mm
本体質量	1,070g
付属品	電源アダプター/コード、大腿部用ラップ (左右)、腕用ラップ (左右)、連結チューブ (2本)、取扱説明書 (保証書付)、専用ケース

機能

タッチパネル/自動圧調整機能 (送気脱気) / 音声ガイド (ON 音量3段階/OFF) / 安全機能 (30秒センサー無反応時強制脱気) / マニュアル設定/プリセット設定 (4種類) / 専用アプリ操作/ユーザー設定保存機能 (アプリ)

マニュアル設定内容

圧迫強度 (Pressure) — 150 ~ 300mmHg (10単位)
圧迫時間 (Workout) — 10 ~ 180秒 (10単位)
インターバル (Interval) — 10 ~ 300秒 (10単位)
セット数 (Sets) — 1 ~ 10セット (1単位)



速圧トレーニング

自動圧調整、幅広く筋肉を圧迫するラップを装着し自重運動を行うだけで筋肉を低酸素状態にでき、ウェイトトレーニングなどでしか動かない速筋を短時間で確実に鍛えることができます。シェイプアップ、スポーツパフォーマンス向上、リハビリ、高齢者の筋力向上など幅広い目的に対して有効に利用できます。



速圧ストレッチ

新たな概念のストレッチコンディショニングメソッド。筋・筋膜・表層ファシアの3つの組織に同時にアプローチ。圧迫することで伸張反射を防ぎながら行うことができ、ROMの改善にも好結果が期待できます。



速圧カーディオ

低強度の運動強度でも心肺機能・代謝の向上と、速筋の活動を同時に行うことができるメソッド。運動を続ける中で圧迫と除圧を繰り返すだけで高強度インターバルトレーニングのような結果が期待できます。



スタイレックスQ R+

商品コード KR-285

700,000円 (税込770,000円)

寸法	700 (W) × 540 (D) × 900 (H) mm
質量	22kg
電源	AC100V (50/60Hz)
消費電力	60W
モード	3種類のプログラム内蔵

プログラムメモリー

オリジナルプログラムを4個メモリー可能。モード・運動回数・強度・外旋角度を自由に組み合わせ、オリジナルのプログラムを作成できます。

目的に合わせて3つのモードから選択

使用者の年齢・筋力・柔軟性に合わせて運動強度が可変するプログラムを選択できます。

回数設定

50回 (約3分)・100回・150回・200回・250回・300回

運動強度	運動角度
7段階	3段階

O脚・X脚の改善には、股関節のストレッチと外旋筋の強化が必要です。日本人に多いO脚X脚は、“生まれつき”によるものは少なく、ほとんどの場合、生活習慣・運動習慣・姿勢等が原因だと言われています。O脚X脚は、コンプレックスだけの問題ではなく、様々な疾病と関係していることも指摘されています。

股関節のストレッチと外旋筋を強化する運動機器。



外旋筋トレーニング
お尻の中 (外旋筋) を意識して、かかと同士を引き寄せる運動。



内転筋トレーニング
引き寄せた状態で、1秒タメをつくることにより、内転筋に意識が集中しています。



股関節のストレッチ
骨盤を動かすイメージで股関節を開きます。



肩甲骨周辺トレーニング
肘を伸ばし、左右の肩甲骨を寄せるイメージで肩関節を外旋させることで、肩甲骨まわりの筋力トレーニングを行います。



胸部ストレッチ
背筋を伸ばし、胸を張って肩関節を外旋させることで、胸部のストレッチを行います。

TANITA
Healthy Habits for Happiness



▲ダークグレー

▲ホワイト

業務用マルチ周波数体組成計 MC-780A-N ポールタイプ

商品コード KA-587A

ダークグレー

商品コード KA-587B

ホワイト

各700,000円 (税込770,000円)

寸法: 幅360×高さ1165×奥行717mm
質量: 約15.5kg
製造国: 日本

インピーダンス	測定方法	マルチ周波数8電極
	測定周波数	5 kHz / 50 kHz / 250 kHz
	電極電流	90 μA以下 (JIS医用電機規格: JIS0601-1に準拠)
	電極材質	脚部: ステンレス / 手部: ABSメッキ
入力項目	測定部位	全身 / 右腕 / 左腕 / 右脚 / 左脚
	測定範囲	75.0 Ω ~ 1500.0 Ω
	性別	女性 / 男性
	体型	スタンダード / アスリート
体重測定部	年齢	6 ~ 99才 (スタンダード) / 18 ~ 99才 (アスリート)
	計量方式	電気抵抗線式はかり
	精度等級	3級
	ひょう量 (最大計量)	270 kg (風袋量を含む)
	目量 (最小表示)	0.1 kg


体組成分析を4C法で最適化 個人差にも対応した高精度の体組成計

- 小児・高齢者・スポーツ選手のような特異な体格も誤差なく測定できる高精度モデル。
- 体組成を分析する技術の中で特に精度の高い方法といわれる4C法を採用。
- 多周波数で精度の高い測定。

入力しやすい操作パネル

SDメモリーカードにデータ保存

キャスター付きで移動がしやすい



使用温度範囲	5℃ ~ 35℃
電源	100V AC (50/60Hz) ACアダプター (DC12V 3A)
主な材質	ABS、アルミニウム、鉄
主な付属品	取扱説明書、テクニカルノート、組み立てガイド、表示器載せ台カバー、ACアダプター、電源コード、SDメモリーカード、専用印刷台紙 (200枚)、測定結果解説ポスター、A4プリンター専用USBケーブル、保証書

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

ビンセット

もくき

検査・測定

滅菌・消毒

オイル

マッド

治療室

ポスター

吸玉

治療器

温熱

健康維持・管理

トレーニング

治療補助

健康器具

開業準備

索引

健康維持・管理（その他機器）



電磁パルスで座って鍛える 骨盤底筋ケアマシン

骨盤底筋の衰えは尿もれや姿勢の悪化など多くの問題を引き起こします。「アブソリュートマセクサーミニ」は座るだけで、鍛えにくい骨盤底筋を効果的にトレーニングすることができます。

着衣のまま

座るだけ

電流と比較して7倍の到達力

持ち運びが可能

コストは電気代のみ

簡単操作

骨盤底筋強化マシン アブソリュート マセクサーミニ

商品コード KR-294

798,000円 (税込877,800円)

本体サイズ：約幅31×奥行41×高さ20cm
ホース長さ：約170cm
液晶サイズ：7インチ
骨盤底筋クッションサイズ：約幅45×奥行43×高さ10cm
重量：約9.8kg
磁力：最大7テスラ
消費電力：1,500W



業務用低周波美容器 BF-151

商品コード KE-609

1,900,000円
(税込2,090,000円)

ボディとフェイシャルの 「同時トリートメント」を この一台で

独自のプログラミングで制御された「EMS」と「マイクロカレント」を搭載しました。



◆30分で全身のトリートメントが完了
◆「EMS」と「マイクロカレント」によるトリートメントを実現

定格入力電圧	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	50W
出力	BODY：65V（最大） EMS：18.5V（最大） MCR：50μA、200μA（固定）
発振周波数	BODY：搬送周波数 2500Hz、3000Hz 干渉周波数 3～400Hz EMS：搬送周波数 5000Hz～5400Hz 干渉周波数 40～400Hz MCR：0.2Hz、2Hz
タイマー	BODY：0～30分 EMS：0～15分 MCR：0～15分
本体サイズ	W400×H233×D342（mm）
本体重量	約7.5kg



業務用ボディトリートメント美容器 スーパーセルム RF+

商品コード KE-623

1,800,000円 (税込1,980,000円)

定格電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	140W
寸法	W340×D380×H990（mm）
重量	28kg
標準付属品	RF吸引プローブ（大）×1 RF吸引プローブ（小）×1

プローブは2タイプ。
部位に応じて使い分け可能。



静かなモーター音と
簡単装着ドレインタンクの採用。

「温める」「もみだし」「肌を引き締める」のトリプルトリートメント

「強力タップ吸引」
3パターンの吸引リズムで手軽にトリートメント



「ラジオ波によるディープヒーティング」
パイポラRFで心地よくトリートメント



「ローリングもみだし」
ローラー移動するだけでハードセルケア



LIGHENCE II（ライエンスII）

商品コード KE-616

価格 お問い合わせ下さい

方式	高速脱毛・高速フォトIPL+RF脱毛/IPL+RFフォト
照射面	クリスタルサファイア
スポットサイズ	10mm×50mm
フィルター	530nm/640nm 2枚
光源	キセノンランプ（ヘレウス社製）
ヘッド冷却方式	ペルチェ素子冷却・水冷
本体冷却	水冷/空冷
監視システム	水流・水温・水位
電圧	AC100V 50Hz/60Hz
最大消費電力	2000W
ボディサイズ	W44cm×D42cm×H100cm
重量	約35kg

ハイスpek高速脱毛機

単発式、連射式どちらも使用することが出来るようになっており、各タイプで最高水準の技術を搭載しています。

【連射式】 OPT方式	【単発式】 E-Light (IPL+RF) 方式	
弱いエネルギーを照射	強いエネルギーを照射	
OPT蓄熱式	IPL光エネルギー	RFラジオ波
毛周期に関係なく脱毛可能	脱毛実感が早く濃い毛質にも対応	脱毛しながらスキンケアも可能

全身脱毛
最短15分
※理論値



ドクターズ・マン 水素吸引機 H2J1

商品コード KF-628

2,200,000円 (税込2,420,000円)

純度：99.999+％
流量：250cc/min
最大供給圧力：700Kpa
消費電力：140W
定格電圧：AC100V 50/60Hz
設置環境：温度15～35℃ 湿度0～80％
タンク容量：2.5L
寸法：W230×D370×H480（mm）
重量：13kg

高純度
99.999+％



水素吸引機、こんな場所です。

- クリニック
- フィットネスクラブ
- サロン
- 接骨院
- 美容室

高純度精製水を使用
高純度精製水を使用することで純度の高い水素ガスを生成することができます。高純度精製水以外を使用されますとエラー表示され使用はできません。

ドクターズ・マンの業務用水素吸引機
安全に高純度水素を連続発生できる画期的な装置です。



ドクターズ・マン 水素ガス充填装置 DAYS（デイズ）TM-1

リース専用商品

リース料 月々30,000円（税別）

詳しい内容はドクターズ・マンよりご連絡差し上げます。

外形寸法：W110×D230×H360（mm）
重量：5kg（200L水素タンク込み）
定格電圧：AC100V（ヒーター使用時のみ）
定格周波数：50Hz～60Hz

水素水を正しく、安心して飲める環境を。

ドクターズ・マンの水素充填マシン
業界初、ペットボトル飲料に水素を溶存できるDAYS。

3秒生成
わずか3秒の水素充填。そして高濃度。

様々な飲料に充填可
どんな飲料にも水素充填可能。



フォームラバー

商品コード KN-327B

(5枚)

4,500円(税込4,950円)

- 衝撃の吸収やストレスポイントの緩和に適したソフトタイプ。
 - 部位に合わせてはさみでカットし、テーピングで固定して使用します。
 - 優れた緩衝効果と保護効果を発揮します。
- サイズ：巾20×長さ30×厚み0.7cm



フェルト

商品コード KU-010A

厚さ9mm×幅22cm×長さ91cm

8,800円(税込9,680円)

- 9mmの厚さのフェルトです。衝撃緩衝材としてはさみでカットして使用します。



フェルト のり付き

商品コード KU-010B

厚さ3mm×幅15cm×長さ227cm

9,600円(税込10,560円)

ロール状

商品コード KU-010C

厚さ6mm×幅15cm×長さ227cm

12,600円(税込13,860円)

ロール状

- 裏面のシールをはがして使う糊付きのフェルトです。

商品コード KU-010D

厚さ6mm×幅15cm×長さ30cm(4枚入)と厚さ3mm×幅15cm×長さ30cm(4枚入)の計8枚入り

10,700円(税込11,770円)

板状バラエティーパック



フォームラバー ひざ用

商品コード KU-012

巾12cm×長さ17cm×厚み0.7cm×穴直径4cm(3枚入)

1,350円(税込1,485円)

- 衝撃の吸収やストレスポイントの緩和に適したソフトタイプ。●ひざに合わせてテーピング等で固定して使用。
- 優れた緩衝効果と保護効果を発揮。



ボンドフリー (テーピングハサミ) NS-160

商品コード KU-036

2,000円(税込2,200円)

本体サイズ(縦×横×高さ)：160mm×65mm×8mm
刃渡り：33mm 重量：44g
刃：ステンレス刃物鋼 高品質フッ素コーティング
本体：ABS樹脂



テーピング専用 はさみ

商品コード KN-637

18.5cm

2,900円(税込3,190円)

商品コード KN-638

20.5cm

8,500円(税込9,350円)

- 先端が丸く、刃がドッグレッグした形状で、皮膚を傷つけずに巻いたテープを切ることが可能。
- テープの他にパッドやフォームラバー、伸縮テープを切るために必要なアイテム。



粘着スプレー A-220

商品コード KN-660

220mL

850円(税込935円)

アンダーラップの接着やテープ自体の接着カアップに。



リムーバースプレー R-300

商品コード KN-661

300mL

1,000円(税込1,100円)

粘着スプレーで接着したアンダーラップや固定テープの除去に。



テーピング専用 コブラカッター

商品コード KN-643A

20cm

2,800円(税込3,080円)

- 皮膚を痛めず、スピーディーにテープを身体から切り離すことができるカッター。
- はさみと一緒に常備するべき必需品。



ネバノン

商品コード KN-257

(大)

3,700円(税込4,070円)

全長：210mm
刃長：85mm

商品コード KN-258

(中)

3,500円(税込3,850円)

全長：170mm
刃長：70mm

商品コード KN-259

(小)

3,200円(税込3,520円)

全長：135mm
刃長：55mm



キャビロン 非アルコール性皮膚膜スプレー

商品コード KU-034

28mL

価格 お問い合わせ下さい

はっ水性の皮膜を形成し、便・尿などの刺激物やテープ・粘着製品のはくり刺激等からお肌を保護します。

低刺激性

アルコールを含んでいないので、傷んだ皮膚に塗布してもしみにくい製品です。



ロイヤルブルー ネイビー ブラック

Fトレーナーズバッグ

商品コード KU-023A

ロイヤルブルー

商品コード KU-023C

ブラック

商品コード KU-023B

ネイビー

各6,900円(税込7,590円)

サイズ：縦13.5×横34×高さ27.5cm



ニトリート スポーツバッグ

商品コード KN-998

7,500円(税込8,250円)

サイズ：幅220mm×奥行360mm×高さ270mm

テーピングやスプレー類・シザーズ類の収納に

中身の見える透明ポーチ付き



※ポーチの中身は商品に含まれません。

キネシオロジーテープ



肌に優しく、
動きにフィットしつつ貼り直しも可能
**長く密着、
楽に剥がせる。**

- ▶動きに追従する独自の粘着剤を使用しています。
- ▶汗や水にも粘着性を維持するため長時間の重ね貼りが可能です。
- ▶テープをはがすときの体毛除去や角質剥離を抑えます。
- ▶ウェーブ状に粘着剤が塗られており、通気性に優れます。

筋肉保護テープ
ニトリート
キネロジ® EX
(化粧箱タイプ)

商品コード KN-974

規格	入数
A 巾2.5 cm×5m	12巻
B 巾3.75cm×5m	8巻
C 巾5.0 cm×5m	6巻
D 巾7.5 cm×5m	4巻
E 巾5.0cm×31.5m	1巻

各6,300円(税込6,930円)

規格	入数
F 巾7.5cm×31.5m	1巻

9,500円(税込10,450円)



通気性に
すぐれた筋
肉保護テープ
肩、腰、ひざなどの
筋肉を爽やかに
サポートします。

- ▶適度な伸縮性を備えています。
- ▶肌にやさしい粘着剤を使用しています。
- ▶ウェーブ塗工を施しています。

粘着伸縮布包帯(筋肉保護テープ)
ニトリート
キネシオロジーテープ

商品コード KN-389
非撥水タイプ

規格	入数
A 巾2.5 cm×5m	12巻
B 巾3.75cm×5m	8巻
C 巾5.0 cm×5m	6巻
D 巾7.5 cm×5m	4巻
E 巾5.0cm×31.5m	1巻

各5,700円(税込6,270円)

規格	入数
F 巾7.5cm×31.5m	1巻

8,500円(税込9,350円)

商品コード KN-391
撥水タイプ

規格	入数
A 巾2.5 cm×5m	12巻
B 巾3.75cm×5m	8巻
C 巾5.0 cm×5m	6巻
D 巾7.5 cm×5m	4巻
E 巾5.0cm×31.5m	1巻

各6,300円(税込6,930円)

規格	入数
F 巾7.5cm×31.5m	1巻

9,500円(税込10,450円)



筋肉保護テープ
ニトリート
キネロジ® PRO

商品コード KN-001

規格	入数	カラー
A 巾5cm×4.5m	4巻	ベージュ
B 巾5cm×4.5m	4巻	ブルー
C 巾5cm×4.5m	4巻	グレー

商品コード KN-002

規格	入数	カラー
A 巾10cm×4.5m	2巻	ベージュ
B 巾10cm×4.5m	2巻	ブルー
C 巾10cm×4.5m	2巻	グレー

各6,000円(税込6,600円)

厚手高伸縮素材で貼付感UP



伸縮率190%超え
までUP!
アスリートのダイ
ナミックな動きに
負けない

高い伸縮率、強いサポート感。

- ▶動きに追従する独自の粘着剤を使用しています。
- ▶汗や水にも粘着性を維持するため長時間の重ね貼りが可能です。
- ▶テープをはがすときの体毛除去や角質剥離を抑えます。
- ▶ウェーブ状に粘着剤が塗られており、通気性に優れます。



ニトリート
ひざかんたん
スポーツ

商品コード KN-392

2枚入り
750円(税込825円)



商品コード KN-392B

10枚入り
2,980円(税込3,278円)

サイズ: 75mm×435mm
材質: 基材/綿(強燃布)
アクリル系粘着剤

ひざ痛の予防、パフォーマンス向上に
マラソンや山登り、サッカーなどのスポーツに

- 久しぶりのスポーツ。練習不足で「ひざ」が心配な方に
- レース後半、ピッチ・歩幅が落ちるという方に
- 上り坂で足が上らない方に
- 下り坂で「ひざ」の負担が気になる方に
- 運動による「ひざ」の痛み、関節が不安定などが気になる方に
- サポーター、装具等が使いづらい方に




ニトリート
ひざかんたん
ウォーキング

商品コード KN-394

6枚入り
750円(税込825円)

スポーツ後のケアに、軽い運動時に

- ウォーキングや軽運動による「ひざ」の痛み、関節が日常生活で気になる方に
- スポーツをした翌日の負担軽減に
- 仕事でひざに負担を感じる方に
- 本格的なテーピングは、うまく巻けないという方に
- サポーターだと目立ってしまう、サポーターではストッキングが履けない方に



ニトリート
足首かんたん
スポーツ

商品コード KN-393

2枚入り
750円(税込825円)

商品コード KN-393B

10枚入り
2,980円(税込3,278円)

サイズ: 90mm×550mm
材質: 基材/綿(強燃布)
アクリル系粘着剤

足首痛の予防、
パフォーマンス向上に
マラソンや山登り、サッカーなどのスポーツに

- 足底(足のウラ)が疲れやすい方に
- 久しぶりのスポーツ。練習不足で「足首」が心配な方に
- 以前にケガをした「足首」をサポートしておきたい方に
- 運動による「足首」の痛み、関節の不安がある方に
- 本格的なテーピングは、うまく巻けないという方に

キネシオロジーテープ



ファルマテックス緑

商品コード KN-979

各 3,150円 (税込 3,465円)

	規 格	入数
A	25.0mm×5.2m	12巻
B	37.5mm×5.2m	8巻
C	50.0mm×5.2m	6巻
D	75.0mm×5.2m	4巻
E	50.0mm×32m (業務用)	1巻

粘着面:
ウェーブ状
のり

撥水性

撥水タイプウェーブ状
粘着剤

接肌面積比率約82%により通気性が
良く肌への負担が少ないテープ。



ファルマテックス
Plus

商品コード KN-020

各 5,000円 (税込 5,500円)

	規 格	入数
A	37.5mm×5m (実長 3.3m)	8巻
B	50.0mm×5m (実長 3.3m)	6巻
C	75.0mm×5m (実長 3.3m)	4巻
D	50.0mm×30m (実長 19.8m)	1巻


スポーツにも最適!
患部の圧迫固定にも!

剥離紙はカットしやすい
目盛り (1cmの方眼) 付き

強燃糸使用
優れた圧迫性・
支持性

撥水性

粘着面
ウェーブ状のり
重ね貼り可能



ベネファクト

(伸縮性粘着包帯)

商品コード KN-281

各 4,000円 (税込 4,400円)

	種類	規 格	入数
A	2号白	2.5 cm×5m	12巻
B	3号白	5.0 cm×5m	6巻
C	6号白	3.75cm×5m	8巻
D	4号白	7.5 cm×5m	4巻
E	2号肌	2.5 cm×5m	12巻
F	3号肌	5.0 cm×5m	6巻
G	6号肌	3.75cm×5m	8巻
H	4号肌	7.5 cm×5m	4巻

剥離紙の1cm角の方
眼が、カットの目安
になります。



ワーデル

(粘着性弾力包帯)

商品コード KN-304

各 5,600円 (税込 6,160円)

	規 格	入数
A	巾 2.5cm×約 5m (伸縮)	12巻
B	巾 3.8cm×約 5m (伸縮)	8巻
C	巾 5.0cm×約 5m (伸縮)	6巻
D	巾 7.5cm×約 5m (伸縮)	4巻
E	巾 10cm×約 5m (伸縮)	3巻

撥水タイプ

粘着部分は
直線塗工



さらさ伸縮テープ

商品コード KN-007

	規 格	入数
A	2.5 cm×5m	12巻
B	3.75cm×5m	8巻
C	5.0 cm×5m	6巻
D	7.5 cm×5m	4巻

各 2,260円 (税込 2,486円)

	規 格	入数
E	5.0cm×30m (業務用)	1巻

2,150円 (税込 2,365円)

- 重ね貼りした状態で水や汗に濡れても剥
がれにくい。
- アクリル糊を使用しているのでカブレに
く安心です。



さらさ
キネシオロジーテープ

商品コード KN-027A

ページ 2.5cm 12巻

商品コード KN-027B

ページ 3.75cm 8巻

商品コード KN-027C

ページ 5.0cm 6巻

商品コード KN-027D

ページ 7.5cm 4巻

各 2,760円 (税込 3,036円)

商品コード KN-027E

ページ 業務用 5cm×30m

2,650円 (税込 2,915円)

- テーピングの定番モデル
- 肌にやさしい伸びるテープ
- ケガの予防や痛みの緩和に最適

商品コード KN-028A

黒 5m 6巻

商品コード KN-028C

青 5m 6巻

商品コード KN-028B

赤 5m 6巻

各 2,760円 (税込 3,036円)



伸縮固定テープ
3M™ マルチポア™
スポーツ

商品コード KK-230

各 3,780円 (税込 4,158円)

	規 格	入数
D	25 mm× 5m	12巻
E	37.5mm× 5m	8巻
A	50 mm× 5m	6巻
B	75 mm× 5m	4巻
C	50 mm× 33m	1巻

固定(粘着)力
弱 中 強

しっかり固定の
70
デニール

撥水&しっかり固定。
幅広い用途で活躍するオール
マイティテープ



伸縮固定テープ
3M™ マルチポア™
スポーツライト

商品コード KK-231

各 3,150円 (税込 3,465円)

	規 格	入数
E	25 mm× 5m	12巻
A	37.5mm× 5m	8巻
B	50 mm× 5m	6巻
C	75 mm× 5m	4巻
D	50 mm× 33m	1巻

固定(粘着)力
弱 中 強

皮膚感覚の
40
デニール

肌へのなじみやすさ・
かぶれにくさにこだわった
キネシオロジーテープ

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

カミヤン

灸用品

検査測定

滅菌消毒

オイル

ベッド

治療室

ボスター

吸玉

治療器

温熱

健康管理

テーピング

治療補助

トレーニング

健康器具

開業準備

索引

キネシオロジーテープ



ニューハレ
AKT ロール

商品コード KU-021
5,100円 (税込5,610円)

カラー	規 格	入数
A	10cm幅×5m	3巻
B	7.5cm幅×5m	4巻
C	5cm幅×5m	6巻
E	3.75cm幅×5m	8巻
D	2.5cm幅×5m	12巻
F	10cm幅×5m	3巻
G	7.5cm幅×5m	4巻
H	5cm幅×5m	6巻
I	3.75cm幅×5m	8巻
J	2.5cm幅×5m	12巻

優れた伸縮性でどの部位に貼っても突っ張り感がなく、しっかりと関節や筋肉をサポート。



ニューハレ
SK ロール

商品コード KU-022
3,810円 (税込4,191円)

カラー	規 格	入数
A	10cm幅×4.5m	3巻
B	7.5cm幅×4.5m	4巻
C	5cm幅×4.5m	6巻
E	3.75cm幅×4.5m	8巻
D	2.5cm幅×4.5m	12巻
F	10cm幅×4.5m	3巻
G	7.5cm幅×4.5m	4巻
H	5cm幅×4.5m	6巻
I	3.75cm幅×4.5m	8巻
J	2.5cm幅×4.5m	12巻

可動範囲を調整できる伸縮性とフィット感の両立を生み出しアンダーラップを必要とせず足首に巻いてもゴワつきません。



ニューハレ
AKT34m
ロングロール

商品コード KU-029
5cm幅×34m ページュ
5,100円 (税込5,610円)

素材: コットン97%、
ポリウレタン3%
糊材: アクリル系樹脂
はくり紙: 紙

つなぎ目が無い34mなので
無駄なく最後まで使えます
30m分の値段で34m巻きなので、
ヘビーユーザーにはかなりお得です!!

優れた伸縮性でどの部位に貼っても突っ張り感がなく、しっかりと関節や筋肉をサポート。



バトルウィン™
キネシオロジー
テープ強粘着

商品コード KN-012A
手・足用 38mm×4.5m
1箱8巻入 ページュ

商品コード KN-012B
足・ひざ 50mm×4.5m
1箱6巻入 ページュ

商品コード KN-012C
腰・肩用 75mm×4.5m
1箱4巻入 ページュ

取扱中止

汗に強く
はがれにくい

※テープを切る際は
はさみをご利用
ください。

伸縮【筋肉サポート(強)】

粘着性	伸縮性	はく離紙	手切れ性	テープ色
○	○	○	×	ページュ

高い固定力で汗に強く、激しいスポーツでもはがれにくい、強粘着タイプのキネシオロジーテープです。
粘着剤にオイル成分を配合したことで、粘着力を下げることなく、はがす時の痛みを軽減した、肌にやさしいキネシオロジーテープです。



日本製

手で切れる はくり紙なし 貼り方ガイド付
伸縮【筋肉サポート(中)】
一人で巻くセルフテーピングに

粘着性	伸縮性	はく離紙	手切れ性	テープ色
○	○	×	○	ページュ/黒

適度な伸縮性と粘着性のキネシオロジーテープです。
はく離紙がなく、手でカンタンに切れるため、一人で巻くセルフテーピングに最適です。

スポーツ

テニス、バドミントン、マラソン、ダンス、登山、ゴルフ

軽スポーツ

ジョギング、ウォーキング、ハイキング

日常生活

家事、軽作業

バトルウィン™
手で切れるセラポア™テープFX
BP (プリスターパック)
(キネシオロジーテープ)

商品コード KN-011A
25mm×5.5m (伸長時)
1箱12巻入
(ページュ1ロール×12)

取扱中止

商品コード KN-011B
38mm×5.5m (伸長時)
1箱12巻入
(ページュ1ロール×12)

取扱中止

商品コード KN-011C
50mm×5.5m (伸長時)
1箱12巻入
(ページュ1ロール×12)

取扱中止

商品コード KN-011D
50mm×5.5m (伸長時)
1箱12巻入
(黒1ロール×12)

取扱中止



キロテープ
(キネシオロジーテープ)

商品コード KN-009
各4,500円 (税込4,950円)

	規 格	入数
A	2.5 cm×5m	12巻
B	3.75cm×5m	8巻
C	5.0 cm×5m	6巻
D	7.5 cm×5m	4巻
E	5.0 cm×30m	1巻

水に強い

濡れてもすぐ乾く。
従来の撥水の領域を超えた、
超撥水型のキネシオロジーテープ。
マイクロファイバー生地採用により、圧倒的な速乾性と
耐久性を実現。



粘着伸縮布布帯 (筋肉保護テープ)
ニトリート
オムニダイナミック

商品コード KN-390A
巾2.5cm×5m 2巻入
1,000円 (税込1,100円)

商品コード KN-390B
巾3.8cm×5m 2巻入
1,500円 (税込1,650円)

商品コード KN-390C
巾5.0cm×5m 1巻入
1,000円 (税込1,100円)

商品コード KN-390D
巾7.5cm×5m 1巻入
1,500円 (税込1,650円)

水中の競技でも使用できます。

- 水・汗に強いので、水中の競技や雨のプレーも安心です。
- 縦・横に伸びるので、屈曲部にもやさしくフィットします。
- 水を吸いにくいので重くならず、抵抗になりません。
- 薄くて張力が強く肌色で目立たないので、関節の制限や筋肉のサポートなど幅広く使用できます。

キネシオロジーテープ

100% 合成繊維の
革新的キネシオロジーテープ



プロ 150

プロ 20

プロ 5

KTテープ プロ

商品コード KU-020
150 (150枚入)
15,800円 (税込17,380円)

幅5cm × 長さ25cm (非伸長時)
カラー：A～J

商品コード KU-019
20 (20枚入)
2,700円 (税込2,970円)

幅5cm × 長さ25cm (非伸長時)
カラー：A～J

商品コード KU-017
5 (5枚入)
980円 (税込1,078円)

幅5cm × 長さ25cm (非伸長時)
カラー：A、B、C、D、J

筋肉や関節、じん帯、腱の機能を
優しくサポート



A	ジェットブラック
B	レーザーブルー
C	ヒーローピンク
D	ステルスパープル
E	エピックパープル
F	ウィナーグリーン
G	ソーラーイエロー
H	プレイズオレンジ
I	レイジレッド
J	ソニックブルー

KT TAPE PROシリーズは、従来の圧迫固定タイプのスポーツテーピングとは異なる貼り方と機能性（高い伸縮性・粘着力）のキネシオロジーテープです。**筋肉・関節の動きを妨げることなく部位を長時間サポート**し、スポーツだけでなく日常生活のトラブルなどにも広く使用されています。

水の中でも剥がれにくい
強力粘着タイプ



プロ エクストリーム 20

プロ エクストリーム 150

KTテープ プロ
エクストリーム


商品コード KU-001
20 (20枚入)
3,600円 (税込3,960円)

幅5cm × 長さ25cm (非伸長時)
カラー：ジェットブラック

商品コード KU-002
150 (150枚入)
17,200円 (税込18,920円)

幅5cm × 長さ25cm (非伸長時)
カラー：ジェットブラック

腰や太ももなど1枚で
大きな部位をカバーする
2倍幅のテーピング



プロ ワイド 10

KTテープ プロ
ワイド

商品コード KU-003
10 (10枚入)
3,400円 (税込3,740円)

幅10cm × 長さ25cm (非伸長時)
カラー：ジェットブラック

ホワイトテープ



- スポーツテーピングで、最も主体となるテープです。
- 関節の固定と可動域の制限を目的として、予防から応急処置、再発予防まで、幅広く使用できます。
- 作業性、固定感、持続性、低皮膚刺激性など、テープに必要なあらゆるポイントを追求しました。
- 使用部位に応じて選べる豊富な規格です。

関節固定用テープ
ニトリートCB

商品コード KN-348
各**3,300円 (税込3,630円)**

規格	入数
A 巾1.3cm×12m	24巻
B 巾2.5cm×12m	12巻
C 巾5.0cm×12m	6巻
D 巾1.9cm×12m	16巻
E 巾3.8cm×12m	8巻

固定用

- 関節可動域の制限や固定に使用するテープです。
- 微小孔ついで透湿性があり、耐汗性にすぐれています。

バトルウィン
テーピングテープ
C-タイプ 非伸縮

商品コード KN-751A
CH-12 12mm×12m 36巻
取扱中止

商品コード KN-751C
CH-25 25mm×12m 24巻
取扱中止

商品コード KN-751B
CH-19 19mm×12m 24巻
取扱中止

商品コード KN-751D
C-38 38mm×12m 12巻
取扱中止

商品コード KN-751E
C-50 50mm×12m 12巻
取扱中止



関節固定用テープ
ニトリートCBカラー

商品コード KN-021
各**3,900円 (税込4,290円)**

規格	入数
A 巾1.3cm×12m	24巻
B 巾1.9cm×12m	16巻
C 巾2.5cm×12m	12巻
D 巾3.8cm×12m	8巻
E 巾5.0cm×12m	6巻

- スポーツテーピングで、最も主体となるCBテープをカラー化しました。
- 肌に溶け込むカラーで、テーピングをあまり目立たせたくない時などに便利です。



ニトリート バリューパック

- チームユース用のお得なパックです。定番品より1巻が長く、化粧箱を無くしたことでフィールドでのごみも少なくて済みます。
- 非伸縮タイプです。1巻入りのプリスターパックです。

非伸縮（関節固定用）テープ
ニトリートCBテープ

商品コード KN-982
バリューパック（徳用タイプ）
各**13,200円 (税込14,520円)**

規格	入数
A 25 (25mm×13.7m)	48巻
B 38 (38mm×13.7m)	32巻
C 50 (50mm×13.7m)	24巻

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

カミバン・ピセット

もぐさ・灸用品

検査測定

滅菌・消毒

オイル・クリーム

ベッド・マクラ

治療室設備

ボスター・模型・タイ

吸玉

治療器

温熱

健康維持・管理

テーピング用品

治療補助用品

トレーニング

健康器具

開業準備

索引

テーピング用品

ホワイトテープ



ミュラー ホワイトプロテープ

お得なチームパック

商品コード KN-284A
38mm×13.7m 32個
23,040円 (税込25,344円)

商品コード KN-284B
51mm×13.7m 24個
22,800円 (税込25,080円)

- 日本仕様に開発された非伸縮コットンテープ
- ノンボーラス加工
- 柔らかめのテープ
- テープエッジは切りやすいギザギザ構造

手で
カット



テープエッジ
がギザギザで
切りやすい



ティアライトテープ
50mmとの併用でサ
ポート力がアップ



少量に便利な小箱


商品コード KN-284C
38mm×13.7m 6個
4,440円 (税込4,884円)

商品コード KN-284D
51mm×13.7m 6個
5,820円 (税込6,402円)



さらさ
ホワイトテープ

商品コード KN-022A
1.3cm×13.8m 1巻
商品コード KN-022B
1.9cm×13.8m 1巻
商品コード KN-022C
2.5cm×13.8m 1巻
各158円 (税込174円)




商品コード KN-026A
1.3cm 1CS (88巻入)
13,904円 (税込15,294円)

商品コード KN-026C
2.5cm 1CS (48巻入)
7,584円 (税込8,342円)

商品コード KN-026B
1.9cm 1CS (64巻入)
10,112円 (税込11,123円)

アンダーラップ




肌保護用
アンダーラップ

商品コード KN-688
7.0cm×27m (※伸長サイズ) 12個
各5,400円 (税込5,940円)

- 肌を保護する下地処理用アンダーラップ。
- テープをはがすときの痛みを防止。
- 全8色でチームカラーに合せて選択。
- アンダーラップを肌に密着させるためのタックスプレーと、アンダーラップを取った後、のりを除去するためのリムーバースプレーは必需品。

ミックス：ライム、レッド、オレンジ、ピンク各1個 ページュ、イエロー、ブラック、ブルー各2個 合計12個

C	ライム	A	レッド
B	ページュ	D	イエロー
E	ブラック	F	ブルー
G	オレンジ	H	ミックス
I	ピンク		



手で
カット



ミュラー
Mラップ カラー

お得なチームパック
商品コード KU-006
70mm×27m 48個
18,240円 (税込20,064円)

12個入り小箱
商品コード KN-631
70mm×27m 12個
4,800円 (税込5,280円)

A	ページュ	B	ビッグレッド
C	ビッググリーン	D	ビッグゴールド
E	ビッグブラック	F	ビッグブルー
G	ビッグオレンジ	H	ビッグパープル
I	ビッグマルーン	J	ビッグピンク

- テープの糊から肌を守るアンダーラップ
- 天然ゴムを使用していないラテックスフリー素材
- 10色のカラーバリエーション
- シンガード留めや、ヘアバンドとしても活用いただけます。



バトルウィン
アンダーラップテープ
非粘着 U-70N

商品コード KN-754
70mm×25m・1箱 (12巻)
取扱中止

体毛のある部位やテープによるアレルギー反応のある人に対して、皮膚を保護するために使用します。剥離時の不快な痛みを防ぎ、皮膚への刺激をやわらげます。



ニトリート
アンダーラップ
UW-70

商品コード KN-976
1箱16巻入
6,400円 (税込7,040円)

巾70mm×長さ25m



さらさ
アンダーラップ

商品コード KN-029
7.0cm×27.4m 12巻入
2,690円 (税込2,959円)

皮膚と一体感のある
軽やかな着け心地

薄い素材を使用しているから、通気性が高くかぶれにくい。しなやかな伸縮性と耐久性を兼ね備えているから、薄くてもしっかりとフィットします。テーピングを巻く前にアンダーラップを巻くことでテーピングをはがす時の痛み等を予防します。体毛の濃い部分へのテーピングや、皮膚が弱い方にもおすすめです。



- 非粘着性。
- 皮膚を保護するテーピング下地。
- 皮膚の弱い方のかぶれ予防やテープをはがす時の痛みを和らげる為のテーピングです。
- 他のテーピングと併せてご使用ください。

エラスチックテープ

Finoa



▲使用例
外から
ライトガード、
Fエラスチック
テープ、
アンダーラップ

関節固定用伸縮テープ
Fエラスチック
テープ

商品コード KU-030C
25mm (12巻)

商品コード KU-030A
50mm (6巻)

商品コード KU-030B
75mm (4巻)

各5,040円
(税込5,544円)

エラスチック 伸縮 固定

- 全方向に柔軟な伸縮性の関節固定用テープ。
- プロホワイト・テープに近い固定力。
- ハンディカット伸縮テープとの併用でさらに効果がアップ。



バトルウィン
テーピングテープ
E-タイプ (伸縮)

商品コード KN-752A
E-25 25mm×4m 24巻

取扱中止

商品コード KN-752B
E-50 50mm×4m 12巻

取扱中止

商品コード KN-752C
E-75 75mm×4m 12巻

取扱中止

肩・膝等の
関節用

可動域の大きい部位や柔軟性を必要とする膝、肘、肩などに使用します。適度な圧迫感があり、最適な伸縮テープです。



SARASA
伸縮ハードテープ

商品コード KN-023A
5.0cm×4.6m 24巻

商品コード KN-023B
7.5cm×4.6m 16巻

各9,600円 (税込10,560円)

※7.5cmのみ、ビニール包装無しとなりますことご了承ください。

- 可動域の大きな部位への制限・固定に最適なテーピング
- 厚手生地のため、テーピング強度にも優れています。
- ハンディカットタイプではありません。
- 1巻ずつの個別包装となるので、清潔な持ち運びや保管が可能です。

三拍子揃った伸縮テープ

最適な伸縮性、安定した固定力、強い粘着力を備えておりますので、適度な制限としっかりとした固定が可能です。センターラインは、テーピングガイドとして役立ちます。肩や膝、腰などの可動域の大きい関節や筋肉などの部位へのテーピングにご利用ください。



伸縮性粘着テープ
ニトリートEB

商品コード KN-347

各4,200円 (税込4,620円)

	規 格	入数
A	巾2.5cm×4m	12巻
B	巾5.0cm×4m	6巻
C	巾7.5cm×4m	4巻

- 主に膝、肘、肩など筋肉の収縮、弛緩の大きな部位に使用される伸縮性テープです。
- 伸びは必要最小限にとどめていますので、テーピング後の過度の圧迫がありません。



伸縮性粘着テープ
ニトリートEBテープ

商品コード KN-982

バリューパック (徳用タイプ)

各16,800円 (税込18,480円)

	規 格	入数
D	50 (50mm×4.6m)	24巻
E	75 (75mm×4.6m)	16巻

ニトリート バリューパック

- チームユース用のお得なパックです。定番品より1巻が長く、化粧箱を無くしたことでフィールドでのごみも少なく済みませす。
- 可動範囲の大きな部位に最適な伸縮タイプです。

薄手ハンディカット



粘着伸縮布包帯・
薄手ハンディカットタイプ
ニトリートEBH

商品コード KN-346

各4,000円 (税込4,400円)

	規 格	入数
A	巾2.5cm×4.5m	12巻
B	巾5.0cm×4.5m	6巻
C	巾7.5cm×4.5m	4巻

- 多目的に使用できる軽い圧迫力の薄手の伸縮性テープです。
- ハンディカットタイプですから、作業性に特にすぐれています。
- CBテープと併用すれば、フィット感が高まります。

バンテージ



ミュラー
エラスチックバンデージ

商品コード KN-553A
50mm×1.48m 10個

6,600円 (税込7,260円)

商品コード KN-553B
76mm×1.48m 10個

8,100円 (税込8,910円)

商品コード KN-553C
102mm×1.48m 10個

9,500円 (税込10,450円)

商品コード KN-553D
152mm×1.48m 10個

12,300円 (税込13,530円)

- 4種類の幅から選べる伸縮包帯
 - 関節、筋肉部位の固定や、アイシングの固定など様々な活用が可能
 - 洗濯して繰り返し使用でき経済的
- ※製品の長さは実寸サイズです。
伸長サイズは使用法により異なります。

アイシング・
応急処置に
関節・筋肉を
サポート



バトルウィン™
スポーツバンデージ
BP (プリスターパック)

商品コード KN-015A

足首・ひじ用
50mm×5m (伸長時)
1箱10巻入 ページュ

取扱中止

洗って繰り返し使える伸縮性バンデージ

伸縮 [圧迫・補強]

粘着性	伸縮性	はく離紙	手切れ性	テープ色
×	○	×	×	ページュ

- 伸びとコシがあるバンデージでしっかり圧迫でき、巻きやすい。
- 繰り返し使用できるため、経済的。
- スポーツ中も違和感が少なく、快適!

商品コード KN-015B

ひざ・太もも用
75mm×5m (伸長時)
1箱10巻入 ページュ

取扱中止

テーピング用品

自着性テープ

『多様性豊かな SARASA テープ』

頭部や体毛が多い部分への使用、伸縮ソフトテープの代用、包帯の代用さらには動物へのテーピングや装具固定など、様々なシーンで役立ち、手でも容易にカット出来るので利便性も◎。

伸縮性・柔軟性にも優れており、強い固定ではなく適度な圧迫・固定が可能です。

- テープ同士がくっつくテーピング
- ソフトな圧迫・固定に最適
- 2色のカラーバリエーション



SARASA 自着性テープ

商品コード KN-025B

ブラック
5.0cm 1CS (24巻)

3,792円 (税込4,171円)



商品コード KN-025D

ブラック
7.5cm 1CS (16巻)

2,528円 (税込2,781円)



SARASA 自着性テープ

商品コード KN-025A

ベージュ
5.0cm 1CS (24巻)

製造終了



商品コード KN-025C

ベージュ
7.5cm 1CS (16巻)

製造終了



バトルウィン™ Wグリップ™ BP (プリスターパック)

商品コード KN-013

足首 (大きめ)
ふともも・ふくらはぎ用
75mm×12m
1箱 12巻入

取扱中止

カラー
A 青
B 黄
C ベージュ

軽いから 疲れにくい
薄いから フィット感抜群

伸縮【圧迫・補強】

粘着性	伸縮性	はく離紙	手切れ性	テープ色
×	○	×	×	青/黄/ベージュ

自着性に優れ、『薄さ・軽さ・丈夫さ』を兼ね備えた日本初のテーピング。

※テーピングとアンダーラップの両方の機能を備えたテープとして日本市場初 (2017年7月現在)

商品コード KN-014

足首 (小さめ)
手首・ひじ用
50mm×12m
1箱 12巻入

取扱中止

カラー
A 青
B 黄
C ベージュ



かざねて ピタッと 手で切れる

スポーツ用伸縮包帯 (自着タイプ)

伸縮【圧迫・補強】

粘着性	伸縮性	はく離紙	手切れ性	テープ色
×	○	×	○	ベージュ

- 重ねて巻くとくっつく自着性タイプの伸縮包帯。
- 巻くだけで圧迫固定ができます。
- 止血用絆創膏や酒精綿と組み合わせて止血用途にも。

バトルウィン™ くっつくバンデージ BP (プリスターパック)

商品コード KN-016A

手首・ひじ用 38mm×4m (伸長時)
1箱 12巻入 ベージュ

取扱中止

商品コード KN-016B

足首・ひじ用 50mm×4m (伸長時)
1箱 12巻入 ベージュ

取扱中止

商品コード KN-016C

ひざ・ふともも用 75mm×4m (伸長時)
1箱 12巻入 ベージュ

取扱中止

ソフト伸縮テープ



ミュラー ティアライト テープ

商品コード KN-700E

38mm×6.8m 32個
20,480円 (税込22,528円)

ホワイト

お得なチームパック

商品コード KN-700A

50mm×6.8m 24個
20,640円 (税込22,704円)

ホワイト

少量に便利な小箱

商品コード KN-570A

50mm×6.8m 6個
5,280円 (税込5,808円)

ホワイト

手で
カット



お得なチームパック

商品コード KU-007

50mm×6.8m 24個
各23,520円 (税込25,872円)

A	ブラック
B	レッド
C	ピンク
D	グリーン
E	ブルー
F	ゴールド

少量に便利な小箱

商品コード KU-008

50mm×6.8m 6個
各6,000円 (税込6,600円)

A	ブラック
B	ピンク
C	グリーン
D	ブルー
E	ゴールド
F	レッド



お得なチームパック

商品コード KN-700B

76mm×6.8m 16個
20,480円 (税込22,528円)

ホワイト

少量に便利な小箱

商品コード KN-570C

76mm×6.8m 4個
5,200円 (税込5,720円)

ホワイト

商品コード KN-700D

76mm×6.8m 16個
23,360円 (税込25,696円)

ブラック

商品コード KN-570E

76mm×6.8m 4個
5,920円 (税込6,512円)

ブラック

Finoa



軽量ハンディカット固定用伸縮テープ ライトガード

商品コード KU-026

5.1cm×6.8m (※伸長サイズ) 6個
各5,880円 (税込6,468円)

A	ホワイト	B	ブラック
C	ブルー	D	レッド
E	ピンク	F	ゴールド
G	グリーン		



商品コード KU-027

7.6cm×6.8m (※伸長サイズ) 4個
各5,880円 (税込6,468円)

A ホワイト B ブラック

- 関節部分から筋肉まで、様々な部位に使用できる伸縮テープ。
- 優れた伸縮性と、軽量で通気性と順応性があり、手で切れるハンディカットタイプ。



『SARASA ブランド待望の スポーツテーピング』

発売開始に至るまで多くのトレーナーの方にご意見を頂戴し、NATA公認アスレチックトレーナーATC監修の基、開発しましたスポーツ現場で役立つテーピングです。優れた柔軟性と適度な伸縮性により、関節などにしっかりとフィットし、指などに巻くことで滑り止めとしても効果を発揮します。テーピングが剥がれないように補強や仕上げ、応急処置などにご利用ください。

- 他テーピングの補強や仕上げに最適なテーピング
- 応急処置や強い固定が必要ない際にも使用可能
- 手で容易にカット出来ます。

SARASA 伸縮ソフトテープ ハンディカットタイプ

商品コード KN-024A

5.0cm 1CS (24巻)

10,104円 (税込11,114円)

商品コード KN-024B

7.5cm 1CS (16巻)

10,112円 (税込11,123円)



着性テープ



海外で大人気の 加圧バンドがシアナに登場 筋肉・関節にアプローチする

「フロッシング」は、関節に巻きつけて簡単な運動をする加圧バンドです。腕、肩、膝の関節や体幹に巻く広めの幅のバンドと、指などへの加圧用に使える細幅バンドの2種類のフロッシングバンドをご用意しました！
関節のリハビリテーションとして、加圧トレーニングとして、役立ててすることができます。

CIANA フロッシングバンド

商品コード KK-902A

5.0cm×2m
ブルー 1本入り
製造終了

商品コード KK-903A

2.5cm×1m
レッド 2本入り
3,200円(税込3,520円)

商品コード KK-902B

5.0cm×2m
ブルー 1本入り 5個セット
製造終了

商品コード KK-903B

2.5cm×1m
レッド 2本入り 5個セット
16,000円(税込17,600円)

サイズ：(赤) 幅2.5cm×1m×厚さ1.3m
(青) 幅5cm×2m×厚さ1.3m
中国製




膝関節

- ①患者は膝を伸ばして背臥位になる。膝が自由になるように、脚を支える。最初に巻く張力は50%にして、バンドを膝の下に固定する。
- ②フロッシングバンドを体幹へと円を描くように巻いていく。バンドは1周ごとに半分重ねる。膝蓋腱または膝蓋骨に60～80%の張力で、膝の背側に50%の張力でバンドを巻く。
- ③自動・他動で屈伸運動を試して、1～2分で開放する。



母指関節

- ①患者の指を広げ、母指を伸ばす。最初に巻く張力は50%にして、母指周辺にバンドを固定する。
- ②フロッシングバンドを母指関節と手関節で8の字に巻いていく。母指関節には60～80%の張力を適用し、ほかの部位には50%の張力を適用する。バンドの終わりは手関節周辺で巻き、動かないように固定する。
- ③母指を最大伸展・屈曲する。母指を対抗する手指に持っていき、または手指を母指へと閉じる。手関節を屈曲・伸展する運動を試す。2分動かしたら一気にバンドをほどく。



エクセル スパイラル テープ

商品コード KN-381A

Aタイプ 3×4本
20枚×20シート

商品コード KN-381B

Bタイプ 3×4本
12枚×30シート

商品コード KN-381C

Cタイプ 5×6本
6枚×30シート

商品コード KN-381D

Dタイプ 7×8本
6枚×30シート

各3,700円
(税込4,070円)

日本製



スパイラテックス

商品コード KN-300

75mm巾×5m(1巻)
2,300円(税込2,530円)

商品コード KN-300H

75mm巾×5m巾スリット入(1巻)
3,300円(税込3,630円)
3mmごとにスリットが入っています。

スポーツや医療分野で活躍中

クロススパイラルテープからエクセルテープと変更になりました。方向性が重要な機能が打ち抜き加工により、使い勝手が容易になりました。

エクセルテープとクロステープの違い

クロススパイラルテープは、スパイラルテープを重ねて作っているためテープの方向性が重要であり、皮膚に与える刺激が異なるため効果に差がありました。エクセルスパイラルテープは、打ち抜きタイプなので方向を気にすることなく容易に使用できます。

Spairal Taping Therapy Assist Tool

(スパイラルテーピングセラピー アシストツール)

商品コード KA-495

Aタイプ 3×4本 20枚×20シート

価格 お問い合わせ下さい

(タブレット+センサユニット)

電源	センサ装置：単3電池2本 タブレット端末：AC100V～240V 50/60Hz
連続使用時間	センサ装置：約55.6時間 タブレット端末：約13.6時間
寸法	センサ装置：46.0(W)×161.2(D)×23.0(H)mm タブレット端末：259.2(W)×175.0(D)×11.2(H)mm
質量	センサ装置：約115g(電池含む) タブレット端末：約640g
測定温度範囲	0～50℃
使用温度範囲	0～40℃

センサユニットについて

センサユニットとタブレットは、無線で通信するのでケーブル等の煩わしさはありません。また、簡単操作で非接触、安定した測定を実現します。

身体の歪みや筋の緊張などの不快感を、筋肉と筋肉のバランスを整えて改善します。



バランス状態を測定

タブレットに示されている所定の身体部位をセンサユニットで測定します。

全身のバランス状態を測定し、Spiral Tapeを貼付するだけ
バランスを改善し、効率的且つ効果的です。



バランスを改善

測定結果に対しバランスを整える適切なテープ貼付位置を示します。

測定結果から全身のバランス状態を判断します。その上で何が影響してバランスが崩れているかを見極めます。



『Personal Care』で 健康をサポート

スパイラル・テーピングとは、身体のアンバランスによっておこる関節や筋肉の腫れ、痛みなどに対して、スパイラルテーピングをすることにより、身体全体のバランスを無理なく整え、痛みを軽減もしくは消失するまで導く方法です。

Finoo



アイシングセット 足首・膝用

商品コード KK-901A

1,940円 (税込2,134円)

セット内容

- アイスバッグ1個
- エラスチックバンデージ1個



アイシングセット 肩・腰用

商品コード KK-901B

2,800円 (税込3,080円)

セット内容

- アイスバッグ1個
- エラスチックバンデージ
プレミアム ダブルレングス 1個

※RICE処理とは
スポーツの現場において、不幸にして発生したケガに対しては、すみやかに応急処置を施すことが重要です。
その時行う Rest (安静)
Icing (冷却)
Elevation (挙上)
の英語の頭文字をとって、応急処置のことを「RICE処置」といいます。

Icing (冷却): 患部を冷却することにより、組織の新陳代謝を低下・抑制して二次的に起こるダメージを最小限にいとめます。冷却時間は、2時間に1回15分から20分が目安です。

Compression (圧迫): 腫れが広がらないように患部を圧迫します。ケガをした後、冷却していない時間や就寝中など数時間から数日にかけておこなう必要があります。エラスチックバンデージは、圧迫と同時に氷のうの固定ができるので便利です。

足首・膝 アスレチックトレーナーが行う実践的なアイシング (RICE処置) ができるセット。

肩・腰 アスレチックトレーナーが行う実践的なアイシング (RICE処置) ができるセット。



エラスチックバンデージ
(巾7.5cm 伸長4.5m)



アイスバッグ
Mサイズ



エラスチックバンデージ
プレミアム ダブルレングス
(巾10cm 伸長9.1m)



アイスバッグ
Mサイズ



スーパー コールド (ノンフロン)

商品コード KN-641D

500mL

1,000円
(税込1,100円)

- 打撲や捻挫に効果的。
- 痛めた部位から約20cm離し5秒間程度スプレー。
- 部位を正確に捉えるためノズルを長くし、冷却力を約20%アップ。
- 大きな噴射ボタンで素早い対応が可能。
- ガス抜きキャップ採用。



ナイスアイス

商品コード KK-752

L
6,800円
(税込7,480円)

全長: 18cm

商品コード KK-753

S
4,200円
(税込4,620円)

全長: 17cm

- 1台3役「アイシング・マッサージ・コンプレッション」が同時に可能。
- ローラーはステンレススチール製でお手入れも簡単! バクテリアやウィルスの増殖を防止。
- 冷凍庫に1時間の冷却で使用OK (Lサイズ)。



ハンディ氷のう

商品コード KN-628A

大 (1000cc)
2,000円 (税込2,200円)

商品コード KN-628B

小 (400cc)
1,600円 (税込1,760円)

材質: 【本体】テトロン・ポリウレタン 【キャップ】ABS樹脂
【バックイン】シリコンゴム
サイズ: 大 (約) $\phi 7.5 \times 23$ cm 小 (約) $\phi 7.5 \times 15$ cm
重さ: 大 (約) 80g、小 (約) 50g
容量: 大 (約) 1000cc、小 (約) 400cc
耐熱温度: 0~50℃ 原産国: 台湾



ソフラクール® サポーター

商品コード KK-572

1枚入

2,600円 (税込2,860円)

適応範囲 30cm×55cm

膝や肘などの関節部位にご使用の場合には専用サポーター「ソフラクールサポーター」をお薦めします。

ソフラクール® パック

商品コード KK-571

2個入

1,400円 (税込1,540円)

15cm×25cm

- 患部へのアイシング、打撲や捻挫などの応急手当、発熱時にご利用頂けます。
- くりかえしご使用頂けます。
- 特殊ゲルが、ソフトな使用感を保ちます。-15℃までは凍らずに柔軟性を維持します。

保冷材&専用固定 サポーター

- ワンタッチで簡単な着脱式。取り付け、取り外しに便利なストラップ付です。
- 綿主体素材のためソフトで吸収力もあり、保冷材の結露による不快感を防ぎます。
- 伸縮生地により圧力調整が自在です。保冷材をより確実に固定します。
- 留め部分が3つに分れているため、調整が容易です。
- 保冷材を縦にも横にも挿入できます。患部の状況に応じて対応が可能です。
- 専用保冷材として「ソフラクールパック」をご用意しました。

クリッカー

商品コード KE-377

20,000円 (税込22,000円)

【クラスI】

容器の中に食塩と氷片を混入してよく振ると両端が約-7℃にまで下がり、冷療法を短時間のうちにこなうことができます。

アルミ合金
寸法径50×長さ160mm



チル・コールド

商品コード KE-378

17,000円 (税込18,700円)

【クラスI】20100BZZ00911000

短時間で、手軽に局所寒療法を行う器具です。外科、整形外科、片まひ、リウマチ等に幅広く使用されています。


材質: アルミ合金、塩ビパイプ
寸法: $\phi 50 \times 160$ mm
重量: 約200g



関節用Mサイズ



連結タイプ



関節用Lサイズ



指用3個セット



アイシングフィットG

商品コード KB-630

関節用Mサイズ

1,600円
(税込1,760円)

[クラスI] 24B3X00004000006
サイズ: 150×270mm
重量: 400g

商品コード KB-632

連結タイプ

2,600円
(税込2,860円)

[クラスI] 24B3X00004000008
サイズ: 300×350mm
重量: 1,300g

商品コード KB-631

関節用Lサイズ

2,200円
(税込2,420円)

[クラスI] 24B3X00004000007
サイズ: 220×330mm
重量: 800g

商品コード KB-633

指用3個セット

1,600円
(税込1,760円)

[クラスI] 24B3X00004000009
サイズ: 30φ×80mm
重量: 30g×3個

急性期における冷却と圧迫に最適

- 関節用、連結タイプは、床付き感の無いこんにゃく状ゲルを使用。
- 今まで無かった指用の冷却剤。

主な使用用途

整形外科の術後の冷却、捻挫・打撲・関節痛の消炎鎮痛、等

導入事例


整形外科、整骨院、学校、工場、等

ぷるCUREアイスパック

商品コード KK-865

3,300円 (税込3,630円)

[クラスI] 24B3X00004000010
サイズ: 約100mm×約220mm (内寸)
重量: 約400g



新感覚! 冷却専用 マシュマロのようなゲル

特殊なふわぷるゲルで、
やわらかく、やさしく、
冷たく、患部を癒すように、
ふんわりと包み込みます。

発熱時に、
産前産後の胸に、
炎症を起こした患部に、
スポーツの後に



スノーパック・クール

商品コード KK-482

S (10個) 105×105mm 100g
2,200円 (税込2,420円)

商品コード KK-483

M (4個) 106×160mm 250g
1,540円 (税込1,694円)

商品コード KK-484

L (2個) 160×280mm 500g
1,380円 (税込1,518円)



アイシングに…
発熱に…
打撲・捻挫・肉離れなどの
応急手当に…

くるっとクール

商品コード KK-883

2,640円 (税込2,904円)

[クラスI] 24B3X00004000009
サイズ: 270×225mm
重量: 約830g



熱中症になった時の 対策準備

首や脇を効果的に冷やす
三日月型の冷却剤



腋下部(脇)に! 頸部(首)に!

- 頸部(首)、腋下部(脇)、鼠径部(大腿部の付け根)にフィットする三日月形の冷却剤。
- 冷凍庫でカチカチにならないシャーベット配合ジェル。
- 専用カバー付き。

主な使用用途

熱中症(うつ熱)時の解熱、発熱時の解熱、術後の冷却 等

導入事例

救命救急、ICU、脳神経外科、小児科、整形外科、学校、工場、等

フェイス用クールマスク

商品コード KK-884

1,500円 (税込1,650円)

サイズ: 280×260mm
重量: 約350g



顔全体あごから首筋まで
Cooldown

梨地加工フィルムで
優しい肌触り



顔全体、アゴや首筋まで冷却

- 特殊シャーベット配合ゲルで凍らず身体にフィット。
- 冷凍庫でも冷蔵庫でも使用が可能。

主な使用用途

顔や顔の部位の冷却 等

導入事例

形成外科、眼科、耳鼻咽喉科、等

インソール

生活シーンに合った最適なインソール選びが、日常生活を快適にします。

スポーツアスリート



ランニング

- スピードを加速したい

バスケットボール バレーボール

- 切り返しの動きを機敏に

●グラウンド コントロール

●NEW エアー プラス

PERFORM パフォーマンス

衝撃吸収・地面反力の流れをパワープレート、AIRR®エアー構造、高密度Gel構造で、最高のパフォーマンスをアスリートに提供



グラウンド コントロール



NEW エアー プラス

日常生活

働く人(力仕事)



- 過酷な労働環境のため、少しでも疲労を軽減したい
- 重い荷物を運ぶため、腰回り・体幹を安定したい

働く人(ビジネスマン・ウーマン)



- 革靴での歩行がとても疲れます
- コンクリートの上で毎日疲れます

週末のウォーキング



- 健康のために週末歩きたいが、関節に問題あり

●オーソテック アーチサポート

●ジェルヒールカップ ●ジェルヒールパッド

●メモリー ●呼吸する ジェルインソール

SUPPORT サポート

足病理学に基づいた製品設計でアーチの動きを正常化し、関節の動きを改善



オーソテックアーチサポート

COMFORT™ コンフォート

体に優しい特殊素材で、安心したウォーキング生活を可能に




ジェル ヒールカップ



ジェル ヒールパッド



メモリー



呼吸する ジェルインソール



1 ヒール パッド

有効的に重力・体重を地面に伝え、アーチプレートとともに地面反力を獲得



2 パワープレート

有効的に重力・体重を地面に伝え、ヒールパッドとともに地面反力を獲得、高反発なスピードパワーに変換する

3 フォアフットジェル

パワープレートが生み出す高反発なスピードパワーを安定して体に伝える



分離された足底の3つのパーツは、多面的に地面反力を得て、スピードある推進力に変換する

グラウンドコントロール (1組2枚入)

商品コード KK-762

ローアーチ
(高さ2.7cm)

商品コード KK-764

ハイアーチ
(高さ3.3cm)

商品コード KK-763

ミディアムアーチ
(高さ3cm)

各4,280円
(税込4,708円)

男女兼用

サイズ	重量(両足)
S 23.5~25cm	150g
M 25.5~27cm	164g
L 27.5~29cm	173g
XL 30.0~32cm	194g



SKYDEX エアキャプセル®
衝撃をエネルギーに変換するエアー構造



フォアフットジェル
衝撃を吸収し、
蹴り出しをアシスト



湿度を制御する
COOL MAX® 素材



NEW エアー プラス [衝撃吸収インソール] (1組2枚入)

商品コード KK-894

2,700円
(税込2,970円)

男女兼用

サイズ	重量(両足)
S 22.5~24.0cm	
M 24.0~25.5cm	
L 25.5~27.0cm	
XL 27.5~29.0cm	

クッション性抜群の特殊なエアー構造

【こんな方にオススメ】

- ランニングやウォーキング、ハイキング時の衝撃を軽減したい方
- 汗をかいてもシューズの中を快適にキープしたい方



何故3/4サイズ？

不規則なアーチの動きを正常化、5本の指が本来の動きを取り戻すための指先の空間。

前足部のバンパが横アーチを持ち上げて5本の指を自由に

かかとに着地を安定させる深いヒール構造

アーチの動きを安定化させ、過剰な動きを抑制する

前足部の厚さ 3mm
アーチの高さ 2.9cm
かかとの厚さ 8mm



硬質
3/4タイプ



S-Mサイズ

L-XLサイズ

オーソテック アーチサポート (1組2個入) 重ね敷タイプ

商品コード KK-772

1,980円(税込2,178円)

男女兼用

サイズ	重量
S-M	22~25cm 37g
L-XL	25~31cm 44g

なぜ、働く人の足に
オススメなのか？

蜂の巣状のGEO GEL™が、優れたクッションングで疲労を軽減。さらに呼吸をしているかのようにシューズ内の空気を循環させ、ムレを防ぎ、長時間の立ち仕事を快適にします。

アーチを支え、踏み出しの動作を柔らかにする
前足部のジェル

体重を支え、空気を通し湿気を除去する蜂の巣状のGEO GEL™構造

正しい姿勢へと導くスタビリティアーチプレート

衝撃を吸収し関節を守る
かかと部のジェル



女性用

男性用

呼吸する ジェルインソール (1組2個入) 取替タイプ

商品コード KK-761B

女性用
フリーサイズ 22~27cm (83g)

商品コード KK-761A

男性用
フリーサイズ 25~31cm (110g)

各 1,800円(税込1,980円)

シニアに好評な
理由は？

体重や足への負荷を記憶するメモリーフォームがシニアのひざ関節に優しく対応。リピーターの多い人気商品です。

Sof Recall™フォームが足型を記憶し体重を優しく受け止める

深いヒールカップが着地を安定

耐久性に優れた高密度のポリウレタン素材

前足部の厚さ 6mm
アーチの高さ 2.1cm
かかとの厚さ 6mm



メモリー (1組2個入) 取替タイプ

商品コード KK-774

1,280円(税込1,408円)

男女兼用

サイズ	重量
S	23~24.5cm 47g
M	25~26.5cm 53g
L	26.5~27.5cm 60g



S~Mサイズ

L~XLサイズ

軽量の衝撃吸収素材
Sof Gel®

かかとの着地と倒れこみをソフトに支える蜂の巣状のSof Gel®

かかとを包み込んで安定させる独特の形状

ジェルヒールカップ (1組2個入) かかと用 重ね敷タイプ

商品コード KN-956A

L~XL

商品コード KN-956B

S~M


各 1,280円(税込1,408円)

男女兼用

適応サイズ	
S	22.5~24.5cm
M	25~30cm
L	25~30cm
XL	25~30cm

軽量の衝撃吸収素材
Sof Gel®は蜂の巣状構造

かかとの着地と倒れこみをソフトに支える蜂の巣状のSof Gel®



ジェルヒールパッド (1組2個入) かかと用 重ね敷タイプ

商品コード KK-773


フリーサイズ 19g

980円(税込1,078円)

男女兼用

かかとにかかる衝撃を吸収し、快適な歩みを促進。
ビジネスシューズ、パンプス、スニーカーに。

衝撃を分散する2重デザイン



女性用

男性用

ヒールカップ (1組2個入)

商品コード KN-903A

男性用


フリーサイズ (25~28.5cm対応)

商品コード KN-903B

女性用

フリーサイズ (~24.5cm対応)

各 950円(税込1,045円)



衝撃を分散する2重デザイン

かかとの痛みや硬いシューズに

- かかたと受ける衝撃をしっかりサポート。
- フィット感のよいデザインがかかとを快適にホールド。
- 日常生活からスポーツまで幅広く対応。

ヒールパッド (1組2個入)

商品コード KK-775

フリーサイズ

850円(税込935円)

男女兼用

部分インソール ジェル素材

衝撃を分散する構造

かかとの痛みや硬いシューズに

- かかたと受ける衝撃を吸収し、アキレス腱への負担を軽減。
- フィット感のよいデザインがかかとを快適にホールド。
- 日常生活からスポーツまで幅広く対応。

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

カミバン・ピンセット

もぐさ灸用品

検査・測定

滅菌・消毒

オイル・クリーム

ベッド・マフラ

治療室・設備

ボス・モデル・タイ

吸玉

治療器

温熱

健康維持・管理

テーピング用品

治療補助用品

トレーニング

健康器具

開業準備

索引

インソール（ソルボ）



治療の現場で使用されているDSISパッドは足のトラブルに悩む人の必須アイテムです

- 回内・回外の過度な動きを補整し、歩行を楽にする。
- 足指を使う歩行を促して運動性を高め、足のトラブルを軽減する。
- DSISパッドを組み合わせて、正しくバランスのよい動きを引き出す。



フットプリンターセット

商品コード KJ-581A
50,000円 (税込 55,000円)

セット内容
計測プリンター・パウワーファインド社（ドイツ製）、インクローラー、水性インク、計測スティック、プリント用紙50枚

コンパクトで軽量。フラットな場所ならどこでも、足を汚すことなく簡単に足底圧を計測できるので欧米では多くの足病医が使用。耐久性にも優れています。



DSIS 2軸アーチパッド (各サイズ5ペア入)

商品コード KJ-569

2軸アーチパッドのサイズ・価格

適応サイズ	税抜 (税込)
2S 22.0~23.0cm	3,800円 (4,180円)
2S 23.5~24.5cm	
M 25.0~26.0cm	4,200円 (4,620円)
L 26.5~27.5cm	4,600円 (5,060円)
2L 28.0~29.0cm	5,000円 (5,500円)



DSIS 3軸アーチパッド (各サイズ5ペア入)

商品コード KJ-570

3軸アーチパッドのサイズ・価格

適応サイズ	税抜 (税込)
3S 20.0~21.5cm	3,800円 (4,180円)
2S 22.0~23.0cm	
S 23.5~24.5cm	4,200円 (4,620円)
M 25.0~26.0cm	4,600円 (5,060円)
L 26.5~27.5cm	5,000円 (5,500円)
2L 28.0~29.0cm	



DSIS ロングアーチパッド (各サイズ5ペア入)

商品コード KJ-560

ロングアーチパッドのサイズ・価格

適応サイズ	税抜 (税込)
6S 16.0~17.0cm	5,800円 (6,380円)
5S 17.5~18.5cm	
4S 19.0~20.0cm	
3S 20.5~21.5cm	
2S 22.0~23.0cm	
S 23.5~24.5cm	
M 25.0~26.0cm	
L 26.5~27.5cm	



DSIS LTWパッド (10個入)

商品コード KJ-572
1,800円 (税込 1,980円)

- 左右兼用
- フリーサイズ・Sサイズ



DSIS Rウェッジパッド (各サイズ10個入)

商品コード KJ-573
● 厚さ: 3mm / 5mm
● 左右兼用



DSIS ヒールウェッジパッド (各サイズ10個入)

商品コード KJ-830
● 厚さ: 3mm / 5mm
● 左右兼用



DSIS 前足ウェッジパッド (10個入)

商品コード KJ-571
3,400円 (税込 3,740円)

- 左右兼用
- フリーサイズ

Rウェッジパッドのサイズ・価格

適応サイズ	税抜 (税込)
A 3mm サイズS	2,800円 (3,080円)
B 5mm サイズS	
D 3mm サイズM	3,400円 (3,740円)
E 5mm サイズM	
C 3mm サイズL	4,000円 (4,400円)
F 5mm サイズL	

ヒールウェッジパッドのサイズ・価格

適応サイズ	税抜 (税込)
G 3mm サイズ3S	3,400円 (3,740円)
A 3mm サイズS	
D 5mm サイズS	
B 3mm サイズM	
E 5mm サイズM	
C 3mm サイズL	
F 5mm サイズL	



D-横軸アーチパッド (10個入)

商品コード KJ-547
● 左右兼用

横軸アーチの支持パッドとして使用します。



D-縦軸アーチパッド (10個入)

商品コード KJ-546
● 左右兼用

内・外側縦軸アーチの支持パッドとして使用します。



D-Rウェッジパッド (10個入)

商品コード KJ-566
● 高さ: 5mm / 8mm
● 左右兼用

踵骨後足の内側・外側にウェッジとして使用します。

D-横軸アーチパッドのサイズ・価格

適応サイズ	税抜 (税込)
S 高さ5mm	1,300円 (1,430円)
M 高さ6mm	1,500円 (1,650円)
L 高さ7mm	1,900円 (2,090円)

D-縦軸アーチパッドのサイズ・価格

適応サイズ	税抜 (税込)
SS 高さ6.5mm	2,600円 (2,860円)
S 高さ8mm	3,000円 (3,300円)
M 高さ10mm	3,800円 (4,180円)
L 高さ12mm	4,800円 (5,280円)

D-Rウェッジパッドのサイズ・価格

適応サイズ	税抜 (税込)
A 5mm サイズS	2,800円 (3,080円)
D 8mm サイズS	
B 5mm サイズM	3,000円 (3,300円)
E 8mm サイズM	
C 5mm サイズL	3,600円 (3,960円)
F 8mm サイズL	

ソルボクッションパッド

商品コード KK-703

足指用 6枚入

商品コード KK-704

かかと用 4枚入

商品コード KK-705

足底用 4枚入

商品コード KK-706

外反母趾用 4枚入

各700円 (税込770円)

サイズ	カラー
足指用	50×24mm
かかと用	60×33mm
足底用	46×49mm
外反母趾用	70×62mm
	オークル



タコ・ウオノメのトラブルに

衝撃吸収素材ソルボセインが、靴の圧迫から足指のトラブルをやわらげます。

靴ずれ足のトラブルに

衝撃吸収素材ソルボセインが、靴の圧迫からかかとを守り、靴ずれを抑えます。このパッドはタコ・ウオノメにもご使用になれます。

底マメによるトラブルに

衝撃吸収素材ソルボセインが、靴の圧迫から足裏を守り、タコ・ウオノメのトラブルをやわらげます。

外反母趾によるトラブルに

衝撃吸収素材ソルボセインが、靴の圧迫による外反母趾のトラブルをやわらげます。

ソルボライト

商品コード KJ-565

1ペア

1,600円 (税込1,760円)

サイズ	カラー
2S	22.0~23.0cm
S	23.5~24.5cm
M	25.0~26.0cm
L	26.5~27.5cm
2L	28.0~29.0cm
3L	29.5~30.5cm
	ダークグレー



複雑なステップ時にかかる足への負担を軽減

一体成型で本体にデザインした意匠により、屈曲性、フィット性が向上したソルボライトは、スポーツに対応した次世代の衝撃吸収インソールです。ソルボヒールパッド、ソルボトゥパッドがかかとへの衝撃や複雑なステップの時にかかるトルク (ねじれの力) の負担を軽減します。

ソルボライトPRO

商品コード KK-776

1ペア

1,800円 (税込1,980円)

サイズ	カラー
2S	22.0~23.0cm
S	23.5~24.5cm
M	25.0~26.0cm
L	26.5~27.5cm
2L	28.0~29.0cm
	パープル



アスリートの足・膝・腰を守る


ランニング、ウォーキング、テニス、バスケットボール、ゴルフ、バレーボールなど高いレベルを目指すアスリートに。クッション性に優れた機能性三層立体生地が、空気を遠流し快適な履きごちを実現。

DSIS ソルボヘルシーフルインソールタイプ

1ペア

1,800円 (税込1,980円)

サイズ	カラー	商品コード
3S	ブラウン	KJ-5833S
22.0~22.5cm	グレー	KJ5833S
2S	ブラウン	KJ-5832S
23.0~23.5cm	グレー	KJ5832S
S	ブラウン	KJ-5835S
24.0~24.5cm	グレー	KJ5835S
M	ブラウン	KJ-583M
25.0~25.5cm	グレー	KJ583M
L	ブラウン	KJ-583L
26.0~26.5cm	グレー	KJ583L
2L	ブラウン	KJ-5832L
27.0~27.5cm	グレー	KJ5832L



足の機能を高めて、足のトラブルを軽減ビジネス・ウォーキング・カジュアルシューズに

足裏の「3つのアーチ」をしっかりサポートすることで、足の動きを調節し、足指がしっかり使え、スムーズな歩行が出来るフルインソールタイプです。足にかかる圧力を分散することで、足のトラブルを軽減し、緩和します。

DSIS ソルボキッズフルインソールタイプ

商品コード KK-800

1ペア

1,200円 (税込1,320円)

サイズ	カラー
A	15.0cm
B	16.0cm
C	17.0cm
D	18.0cm
E	19.0cm
F	20.0cm
G	21.0cm
H	22.0cm
I	23.0cm
	ダークグレー



足のトラブルを軽減し子供の足の健全な発育を応援する

成長期の子供の足にかかる負担を、衝撃吸収素材「ソルボセイン」と、3つのアーチサポート機能で軽減します。土踏まずのアーチをしっかり守り、かかとにかかる衝撃を分散するとともに、足指をしっかり使うことでスムーズな体重移動が行え、正しい歩行をサポートします。

DSIS ソルボ外反母趾対策フルインソールタイプ

1ペア

1,800円 (税込1,980円)

サイズ	カラー	商品コード
2S	アイボリー	KJ-9812S
22.0~22.5cm	ブラック	KJ9812S
S	アイボリー	KJ-981S
23.0~23.5cm	ブラック	KJ981S
M	アイボリー	KJ-981M
24.0~24.5cm	ブラック	KJ981M
L	アイボリー	KJ-981L
25.0~25.5cm	ブラック	KJ981L



女性に多い足指のトラブル、外反母趾の悩みに

足の親指や小指が内側に曲がっている。ハイヒールを履くと足裏が痛い。歩き方が悪く、足が疲れやすい。こうした足のトラブルは、身体のバランスがくずれのが原因で、腰痛や肩こりの原因にもなります。薄型で超軽量のDSISソルボ外反母趾対策は、扁平になりがちな3つのアーチをしっかりと支え、足指のトラブルをやわらげて、疲れにくくします。また姿勢よくキレイに歩くことができます。通気性に優れた高級感のある人工皮革を表面に使用し、1日中サラッと快適です。

フルインソール

商品コード KJ-521

1ペア

1,700円 (税込1,870円)

つま先、踏みつけ部とかかと部を厚くしたソルボ全敷タイプです。足部全体が受ける衝撃を大幅に軽減。圧力分散性にも優れ、下肢のねじれの力、スレの力もスムーズに吸収します。足・ひざ・腰の障害の回復・予防に。(抗菌・消臭素材使用)

サイズ
S
M
L



ヒールパッド

商品コード KJ-522

1ペア

800円 (税込880円)

推進性を高めるかかと専用パッドとして、踵骨痛、アキレス腱痛、二等筋痛、腓骨筋痛、肉ばなれ等用。また、馬蹄形にカットして踵骨棘部の保護パッドとしても使用できます。(抗菌・消臭素材使用)

サイズ
S
M
L



インソール（ソルボ）

パフォーマンスの向上と
足のトラブルの軽減を両立DSIS ソルボ
ベースボール

商品コード KJ-747

1ペア

2,300円 (税込2,530円)

カラー：ブラック

ベースボール専用

サイズ	
2S	22.5～24.0cm
S	24.5～25.5cm
M	26.0～27.0cm
L	27.5～29.0cm

シューズと足との一体感を高める

DSIS ソルボ
サッカー

商品コード KK-601

1ペア

2,500円 (税込2,750円)

カラー：グレー

サイズ	
2S	22.5～24.0cm
S	24.5～25.5cm
M	26.0～27.0cm
L	27.5～29.0cm

成長期の足・ひざのトラブルに、
ダッシュ力が向上DSIS ソルボ
サッカージュニア

商品コード KK-278

1ペア

2,000円 (税込2,200円)

カラー：ロイヤルブルー

サイズ	
J3S	16.0～17.0cm
J2S	17.5～18.5cm
JS	19.0～20.0cm
JM	20.5～21.5cm
JL	22.0～23.0cm
J2L	23.5～24.5cm

※25.0cm以上の成人用
シューズにはDSISソルボ
サッカーがおすすめです足のトラブルの対策に。
医療分野で高い評価DSIS ソルボ
メディ
フルインソールタイプ

商品コード KJ-587

1ペア

2,000円 (税込2,200円)

カラー：グレー

サイズ	
3S	22.0～22.5cm
2S	23.0～23.5cm
S	24.0～24.5cm
M	25.0～25.5cm
L	26.0～26.5cm
2L	27.0～27.5cm

歩きやすく、疲れをやわらげる

DSIS ソルボ
ウォーキング

商品コード KJ-828

1ペア

2,300円 (税込2,530円)

カラー：ブルー

ウォーキング専用

サイズ	
2S	22.0～23.0cm
S	23.5～24.5cm
M	25.0～26.0cm
L	26.5～27.5cm
2L	28.0～29.0cm

ランナーの必需品。
走りやすく、トラブルを軽減DSIS ソルボ
ランニング

商品コード KK-779

1ペア

2,300円 (税込2,530円)

カラー：ブルーグレー

サイズ	
2S	22.0～23.0cm
S	23.5～24.5cm
M	25.0～26.0cm
L	26.5～27.5cm
2L	28.0～29.0cm
3L	29.5～31.0cm

※3Lは別注となります。
(パッケージは無し)運動能力をアップ。シャープな動きを
可能にしたバスケット専用DSIS ソルボ
バスケット

商品コード KJ-590

1ペア

2,300円 (税込2,530円)

カラー：グレー

サイズ	
2S	22.0～23.0cm
S	23.5～24.5cm
M	25.0～26.0cm
L	26.5～27.5cm
2L	28.0～29.0cm
3L	29.5～31.0cm

瞬発力・跳躍時バランスアップ、
バレーボール専用DSIS ソルボ
バレーボール

商品コード KK-603

1ペア

2,500円 (税込2,750円)

カラー：パープル

サイズ	
2S	22.0～23.0cm
S	23.5～24.5cm
M	25.0～26.0cm
L	26.5～27.5cm
2L	28.0～29.0cm

ダッシュ&ストップから足を守る

DSIS ソルボ
テニス

商品コード KK-629

1ペア

2,500円 (税込2,750円)

カラー：ブルーグレー

サイズ	
2S	22.0～23.0cm
S	23.5～24.5cm
M	25.0～26.0cm
L	26.5～27.5cm
2L	28.0～29.0cm

ソルボ
タデアーチフィット

商品コード KK-291

1足(2枚)入

4,000円(税込4,400円)


カラー：ベージュ

サイズ	
S	21.5~23.5cm
M	24.0~26.0cm
L	26.5~28.5cm

新設計「ソルボグリッドパッド(特許出願済)」が扁平足・ハイアーチを支え足底部のトラブルをやわらげる

- 足裏にアジャスト可能なソルボグリッドパッド
- 歩行中の足裏に追従
- 柔らかな足入れ感と共に、歩行中の自然な動きをアシスト
- 固定力が調整できるダブルベルト
- 靴下を履いてもいつもの靴が履ける【薄型】
- ポリウレタン・ナイロン・綿混紡 綿のような風合いで、洗濯後も乾きやすい

裏面 上面図(肌に接する面)



裏面 上面図(肌に接する面)

ソルボ
ヨコアーチフィット

商品コード KK-292

1足(2枚)入

3,000円(税込3,300円)

カラー：ベージュ

サイズ	
S	21.5~23.5cm
M	24.0~26.0cm
L	26.5~28.5cm

ヨコアーチの落ち込みによる、浮指や外反母趾などのトラブルに。

- ソルボ中足パッドが、足裏への衝撃をやわらげ、ヨコアーチ形状を保持
- ヨコアーチの落ち込みによる浮き指や外反のトラブルに
- 浮き指や外反の状態に応じて中足パッド位置が変えられる【W対応】
- 固定力が調整できるダブルベルト
- フリーカットシームレス(無縫製)で靴下を履いてもいつもの靴が履ける【薄型】
- ポリウレタン・ナイロン・綿混紡 綿のような風合いで、洗濯後も乾きやすい

ソルボ
タデアーチサポーター

商品コード KJ-541

1足(2枚)入

2,400円(税込2,640円)

カラー：オフホワイト

サイズ	
S	22.5~24.5cm
L	25.0~27.0cm

扁平足・ハイアーチなどが原因の足底部のトラブルに

扁平足、ハイアーチによる足・膝・腰のトラブルに。土踏まずの縦アーチをしっかりサポートして、負担やトラブルをやわらげます。フィット感を重視したウール&スパンデックス使用の本体は、通気性にも優れています。

ソルボ
ヨコアーチサポーター

商品コード KJ-542

1足(2枚)入


2,000円(税込2,200円)

カラー：オフホワイト

サイズ	
S	22.5~24.5cm
L	25.0~27.0cm

立ち仕事などによるつま先のトラブルに

横アーチの低下による足指のトラブルの軽減に。中足部の横アーチをしっかりサポートして、中足骨への負担や衝撃をやわらげます。フィット感を重視したウール&スパンデックス使用の本体は、通気性にも優れています。

ソルボ
タデアーチサポーター薄型

商品コード KK-203

1足(2枚)入


2,400円(税込2,640円)

カラー：オフホワイト

サイズ	
S	22.0~24.5cm
L	25.0~27.5cm

扁平足・ハイアーチを支え足底部のトラブルをやわらげる

扁平足やハイアーチは足底筋に大きな負担がかかり、足底部痛の原因になります。ソルボパッドが縦アーチを形成し、土踏まずの衝撃を緩和し、扁平足・ハイアーチなどによる足底部のトラブルをやわらげます。

ソルボ
ヨコアーチサポーター薄型

商品コード KK-204

1足(2枚)入

2,000円(税込2,200円)

カラー：オフホワイト

サイズ	
S	22.0~24.5cm
L	25.0~27.5cm

横アーチを支え、つま先・足指のトラブルをやわらげる

横アーチが低下すると、着地の衝撃が大きく、つま先・中足部のトラブルの原因となります。ソルボパッドが横アーチを形成し、中足骨への負担や衝撃をやわらげ、つま先・中足部・足指のトラブルをやわらげます。

薄型
タイプ薄型
タイプ

サポーター（ソルボ）



ソルボ かかとくん ヒールロック

商品コード KJ-561

1足（2枚）入

2,500円（税込2,750円）

カラー：ベージュ

サイズ	
S	22.0～24.5cm
L	25.0～27.5cm



かかとへの衝撃とブレを抑えて足、膝、腰を守る

ソルボパッドが衝撃を吸収!!

○脚・X脚による足・膝・腰のトラブルに



ソルボ ウェッジヒール サポーター


商品コード KJ-544

1足（2枚）入

3,500円（税込3,850円）

カラー：オフホワイト

サイズ	
S	22.5～24.5cm
L	25.0～27.0cm



○脚・X脚による足・膝・腰のトラブルに

○脚・X脚によるかかとの傾きを、外・内側の厚さを変えたソルボウェッジパッドがサポート。○脚・X脚の原因とするさまざまな足のトラブルを軽減します。また、衝撃吸収素材「ソルボセイン」が、かかとにかかるヒールストライクを吸収して、トラブルを緩和します。フィット感を重視したウール&スパンデックス使用の本体は、足首をサポートし、通気性にも優れています。



薄型タイプ

ソルボ ウェッジヒール サポーター 薄型

商品コード KK-548

1足（2枚）入

3,500円（税込3,850円）

カラー：オフホワイト

サイズ	
S	22.0～24.5cm
L	25.0～27.5cm



ソルボ かかとくん アーチサポート

商品コード KK-904

1足（2枚）入

2,500円（税込2,750円）

カラー：ベージュ

サイズ	
S	22.0～24.5cm
L	25.0～27.5cm



かかとの衝撃をやわらげて、歩行時の負担を軽減します

ソルボパッドが衝撃を吸収!!

スポーツ時の足首の保護とかかとのトラブルに



ソルボ ヒール サポーター

片足

1,300円（税込1,430円）

サイズ	カラー	商品コード
S 22.0～24.5cm	オフホワイト	KJ-545S
L 25.0～27.5cm	ネイビー	KJ-545BS
	オフホワイト	KJ-545L
	ネイビー	KJ-545BL

スポーツ時の足首の保護とかかとのトラブルに

かかと部に衝撃吸収素材「ソルボセイン」を装着したサポーターで、かかとにかかる衝撃を緩和。足のトラブルをやわらげます。スポーツなどでかかとのトラブルがある人や、また、1日中立ち仕事をしている人におすすめします。フィット感を重視したウール&スパンデックス使用のサポーターが足首をしっかりサポートし、ムレを抑えて、快適性を保ちます。

1足（2枚）入

2,500円（税込2,750円）

サイズ	カラー	商品コード
S 22.0～24.5cm	オフホワイト	KJ-545C
L 25.0～27.5cm	ネイビー	KJ-545E
	オフホワイト	KJ-545D
	ネイビー	KJ-545F

成長期のかかとの衝撃吸収に



ソルボ ヒール サポーター ジュニア用

1足（2枚）入

2,300円（税込2,530円）

サイズ	カラー	商品コード
JS 19.0～21.5cm	ブラック	KJ-545JS
JL 22.0～24.5cm	ブラック	KJ-545JL



靴が履ける薄型

ソルボパッドが圧力を分散

Wベルトで締め具合の調節が簡単!

衝撃吸収 圧力分散

ソルボ フットサポーター 薄型

1足（2枚）入

3,800円（税込4,180円）

サイズ	カラー	商品コード
2S 19.5～20.5cm	ブラック	KK-2652S
	ベージュ	KK-9202S
S 21.0～22.5cm	ブラック	KK-265S
	ベージュ	KK-920S
M 23.0～24.5cm	ブラック	KK-265M
	ベージュ	KK-920M
L 25.0～26.5cm	ブラック	KK-265L
	ベージュ	KK-920L
2L 27.0～28.5cm	ブラック	KK-2652L
	ベージュ	KK-9202L

中足部を締めて浮き指対策

からだを守る人工筋肉ソルボセインと医療の現場で使用されているテーピング理論を組み合わせ、足のトラブルを軽減します。Wベルトで締め具合の調整も簡単です。



足指が開いて、足裏のバランスがとりやすくなる。

適正に締め、
●タテアーチ
●ヨコアーチ
を補正

ソルボ フィットバンド開帳足用

商品コード KK-263

片足入り 左右兼用

1,400円（税込1,540円）

カラー：ベージュ

サイズ	
S	21.5～23.5cm
M	24.0～26.0cm
L	26.5～28.5cm

体を守る人工筋肉、ソルボセインを使用したソルボパッドが、足裏の衝撃をやわらげ、サポートバンドが中足関節を適正に締めることにより、足指が開いて足裏のバランスを整えます。

本体：ポリウレタン・ナイロン
パッド：ポリウレタン樹脂（ソルボセイン）

衝撃吸収 圧力分散 日本製



ソルボ 外反母趾サポーター スキニーフィット

片足
2,400円 (税込 2,640円)

カラー：ベージュ

サイズ	種別	商品コード
S 21.5～23.0cm	左足用	KK-729BS
	右足用	KK-729AS
M 23.5～25.0cm	左足用	KK-729BM
	右足用	KK-729AM
L 25.5～27.0cm	左足用	KK-729BL
	右足用	KK-729AL

カラー：ブラウン

サイズ	種別	商品コード
S 21.5～23.0cm	左足用	KK-730BS
	右足用	KK-730AS
M 23.5～25.0cm	左足用	KK-730BM
	右足用	KK-730AM
L 25.5～27.0cm	左足用	KK-730BL
	右足用	KK-730AL

シームレス生地で、 低下した横アーチをサポート

縫製が少なく、段差も気にならないので、足への負担がさらに軽減しました。靴を履いても快適に使用できます。本体生地は薄く通気性があり、弾力性に優れた2ウェイトストレッチ生地を使用。



ソルボ 外反母趾サポーター スキニーパワーフィット

片足
2,600円 (税込 2,860円)

カラー：ベージュ

サイズ	種別	商品コード
S 21.5～23.0cm	左足用	KK-731BS
	右足用	KK-731AS
M 23.5～25.0cm	左足用	KK-731BM
	右足用	KK-731AM
L 25.5～27.0cm	左足用	KK-731BL
	右足用	KK-731AL

カラー：ブラウン

サイズ	種別	商品コード
S 21.5～23.0cm	左足用	KK-732BS
	右足用	KK-732AS
M 23.5～25.0cm	左足用	KK-732BM
	右足用	KK-732AM
L 25.5～27.0cm	左足用	KK-732BL
	右足用	KK-732AL

パワープリントが、低下した 横アーチをしっかり固定

縫製が少なく、段差も気にならないので、足への負担がさらに軽減しました。靴を履いても快適に使用できます。本体生地は薄く通気性があり、弾力性に優れた2ウェイトストレッチ生地を使用。パワープリントが中足横アーチをしっかりサポートします。



ソルボ 外反母趾・内反小趾サポーター 固定薄型メッシュタイプ

片足
2,500円 (税込 2,750円)

カラー：シルバークレー

サイズ	種別	商品コード
S 21.5～23.0cm	左足用	KJ-559BS
	右足用	KJ-559AS
M 23.5～25.0cm	左足用	KJ-559BM
	右足用	KJ-559AM
L 25.5～27.0cm	左足用	KJ-559BL
	右足用	KJ-559AL

外反や内反による足指のトラブルに 固定力を自由に調整可能

ソルボセインの優れた圧力分散・衝撃吸収機能により、足指間パッド母趾用と小趾用の着用によって、トラブルの軽減と、足指の曲がり、バランスを補整します。固定型なのに靴を履くこともできる、薄く通気性に優れたパワーメッシュ生地を採用し、面ファスナーで、固定力を自由に調整できます。



ソルボ 外反母趾サポーター スーパーメッシュ薄型

片足
2,200円 (税込 2,420円)

カラー：ベージュ

サイズ	種別	商品コード
S 21.5～23.0cm	左足用	KK-615A
	右足用	KK-615B
M 23.5～25.0cm	左足用	KK-615C
	右足用	KK-615D
L 25.5～27.0cm	左足用	KK-615E
	右足用	KK-615F
2L 27.5～29.0cm	左足用	KK-615G
	右足用	KK-615H

足指のトラブルに悩む方たち の声からうまれた

ストッキングの下に履いても違和感が少なく装着が簡単な薄型タイプ。外出の時でも目立たないベージュ色。着用によるサポート効果で足の曲がりを補整しながら筋力を高め、バランスアップにつながります。



ソルボ 外反母趾・内反小趾 パワーアーチサポーター 固定型

片足
4,500円 (税込 4,950円)

カラー：ブラック

サイズ	種別	商品コード
S 21.5～23.0cm	左足用	KK-905BS
	右足用	KK-905AS
M 23.5～25.0cm	左足用	KK-905BM
	右足用	KK-905AM
L 25.5～27.0cm	左足用	KK-905BL
	右足用	KK-905AL

固定力に優れ、補整力強化設計 固定力を自由に調整可能

- 本体生地は薄く通気性があり、弾力性に優れたパワーメッシュを使用。
- パワーベルトで緩んだ中足関節をしっかり固定し、足趾の曲がり、横アーチを補整。指が開くことで、歩行が安定します。
- ヒールストラップがサポーターのズレを防ぎます。
- 面ファスナーで固定力を自由に調整ができます。



ソルボ 外反母趾サポーター 固定薄型メッシュタイプ

片足
2,300円 (税込 2,530円)

カラー：シルバークレー

サイズ	種別	商品コード
S 21.5～23.0cm	左足用	KJ-558BS
	右足用	KJ-558AS
M 23.5～25.0cm	左足用	KJ-558BM
	右足用	KJ-558AM
L 25.5～27.0cm	左足用	KJ-558BL
	右足用	KJ-558AL

外反による足指のトラブルに 固定力を自由に調整可能

ソルボセインの優れた圧力分散・衝撃吸収機能により、足指間パッド母趾用の着用によって、トラブルの軽減と、足指の曲がり、バランスを補整します。固定型なのに靴を履くこともできる、薄く通気性に優れたパワーメッシュ生地を採用し、面ファスナーで、固定力を自由に調整できます。



外反・内反による足指のトラブルに
合わせてお選びください。

補整度合
弱い

補整
ストレッチ
タイプ

補整
バランス
タイプ

薄型
予防
タイプ

固定・薄型
予防
タイプ

固定・薄型
補整
タイプ

固定
補整強化
タイプ

補整度合
強い



ソルボ 外反母趾・内反小趾 サポーター薄型

片足
2,300円 (税込2,530円)

カラー：ページュ

サイズ	種別	商品コード
S 21.5～23.0cm	左足用	KJ-991A
	右足用	KJ-991B
M 23.5～25.0cm	左足用	KJ-991C
	右足用	KJ-991D
L 25.5～27.0cm	左足用	KJ-991E
	右足用	KJ-991F



足指の曲がりが増える前に 外反・内反によるトラブルに

薄型の履くだけのタイプで装着が簡単。
サテンニット素材がトラブルの原因の
ひとつである中足関節のゆるみをしっ
かりサポートします。ソルボ中足パッド
が足底から母趾突起部分にかかる圧
力を分散します。ソルボ足指間パッド
が親指と小指を開き、バランスを整え
るので、足裏が安定します。



ソルボ 外反母趾 サポーター薄型

片足
1,900円 (税込2,090円)

カラー：ページュ

サイズ	種別	商品コード
S 21.5～23.0cm	左足用	KJ-549LS
	右足用	KJ-549RS
M 23.5～25.0cm	左足用	KJ-549LM
	右足用	KJ-549RM
L 25.5～27.0cm	左足用	KJ-549LL
	右足用	KJ-549RL



足指の曲がりが増える前に 装着簡単な薄型タイプ

薄型の履くだけのタイプで装着が簡
単。フィット感に優れたシーメス素
材が中足靱帯を適度にサポートするの
で、トラブルを感じ始めたらすぐ気軽
に使用できます。靴を履いていても使
用できる薄型で、ムレやニオイを軽減
し、快適に長時間使用が可能で、足指
のトラブルを軽減します。



ソルボ バランスウォーク オープントゥガード

1足(2枚)入
2,480円 (税込2,728円)

サイズ	カラー	商品コード
女性用 フリーサイズ 22.0～25.0cm	ブロンズ	KK-534
	ブラック	KK-534B



着用により足裏のバランスを整え 正しい歩行で美脚を目指す

中足部を締めることにより、横アーチが再生され、
しっかり足指を使った正しい歩行ができます。正しい
歩行をすることにより、足首・ふくらはぎ・太ももへ
の過剰な負担を軽減し、余分な筋肉・脂肪をつきに
くします。着用により足の曲がりを補整します。



ソルボ 外反母趾・内反小趾 トゥガード

片足
1,600円 (税込1,760円)

カラー：ページュ

サイズ	種別	商品コード
女性用 フリーサイズ 22.0～25.0cm	左足用	KJ-984A
	右足用	KJ-984B



足指の曲がりによるトラブルに

ゆるんだ中足関節とリスフラン関節を
締めることで親指と小指が広がり、アー
チがサポートされます。これによって
指が開き、正しい歩行ができ、足指の
トラブルを軽減します。ソルボセイ
ンが親指つけ根にかかる圧力を分散し、
中足部と足のトラブルをやわらげます。
足裏のバランスを整え、歩きやすくな
ります。



ソルボ バランスウォーク アーチサポート

商品コード KK-782
1足(2枚)入
2,680円 (税込2,948円)

カラー：ページュ

サイズ
女性用 フリーサイズ 22.0～25.0cm



足指の外反・内反によるトラブル対策に 足指の機能を高めてバランスのとれた歩行に導く

中足部を締めることにより、横アーチが再生され、しっかり足指
を使った正しい歩行ができます。正しい歩行をすることにより、
足首・ふくらはぎ・太ももへの過剰な負担を軽減し、余分な筋肉・
脂肪をつきにくします。着用により足の曲がりを補整します。



ソルボ トゥクッション ドライメッシュ足底用

商品コード KK-906
1足(2枚)入
1,900円 (税込2,090円)

カラー：ローズピンク

サイズ
女性用 フリーサイズ 22.0～25.0cm

つま先足裏・底マメによるトラブルに

- 足裏の衝撃や圧力を吸収し、負担を軽減します。
- つま先足裏の底マメや外反による母指付け根の負担及びハイ
ヒール・パンプスのつま先荷重などを軽減します。
- 薄型設計のため靴の足入れにほとんど影響せず使用できます。
- フィット性に優れ動きやすく、吸汗・速乾性の高いストレッチ
ドライメッシュ生地です。




ソルボフィットバンド膝オスグッド

商品コード KK-907

1個
1,500円
(税込1,650円)

カラー：水色
サイズ
M 26～33cm
L 33～40cm

固定・圧迫性に優れ、
安静度合を高める、
膝固定バンド。



ソルボ フィットバンド テニス肘用M

商品コード KJ-528M

1個
1,600円
(税込1,760円)

サイズ：M (22.0～26.0cm)

固定・圧迫性に優れ、
安静度合を高める、
テニス肘用固定バンド。

ソルボ フィットバンド テニス肘用L

商品コード KJ-528L

1個
1,600円
(税込1,760円)

サイズ：L (26.0～34.0cm)



ソルボフィットバンド膝用 固定タイプ

商品コード KJ-594

1個
2,500円 (税込2,750円)

サイズ：M (25.0～38.0cm)、L (30.0～45.0cm)
ソルボパッド固定

靱帯断裂・損傷・捻挫への対処、および筋・腱に合わせて
伸長ストレスの緩和、筋への圧迫による抑制を目的とします。



ソルボフィットバンド 手首用

商品コード KJ-527

1個
1,500円 (税込1,650円)

サイズ：フリー

固定・圧迫性に優れ、
安静度合を高める、
手首固定バンド。



ソルボDo エルボーバンド

商品コード KK-518

3,000円 (税込3,300円)

カラー：ブラック
左右兼用

サイズ	
S	21～24cm
M	24～27cm
L	27～30cm

上腕骨内・外上顆下部圧迫固定バンド



ソルボDo リストサポーター

左手用・右手用

4,000円 (税込4,400円)

カラー：ブラック

サイズ	種別	商品コード
S	左手用	KK-540BS
12～14cm	右手用	KK-540AS
M	左手用	KK-540BM
14～16cm	右手用	KK-540AM
L	左手用	KK-540BL
16～18cm	右手用	KK-540AL

手首の動きを妨げずにサポート・固定 手首対策サポーター



ソルボDo オスグッド・ シュラッターバンド


商品コード KK-519

2,900円 (税込3,190円)

カラー：ブラック

サイズ	
M	26～33cm
L	33～40cm

成長期に多い脛骨（けいこつ）と膝蓋靱帯（しつがいじんたい）の接合部のトラブルに。



ソルボ楽らく ひざガード


商品コード KK-783

片足
3,100円 (税込3,410円)

カラー：ベージュ

サイズ	
S	38～42cm ひざ上10cm
M	42～46cm ひざ上10cm
L	46～50cm ひざ上10cm

慢性的な膝のトラブルに。
膝を保護し、関節の動きをサポート



ソルボウォーク ニーサポーター

商品コード KK-784

片足
3,100円 (税込3,410円)

カラー：チャコールグレー

サイズ	
S	38～42cm ひざ上10cm
M	42～46cm ひざ上10cm
L	46～50cm ひざ上10cm

膝のブレを抑えて、歩きやすい。
膝のトラブル対策に



ソルボウォーク ニーレッグサポーター

商品コード KK-785

片足
3,800円 (税込4,180円)

カラー：チャコールグレー

サイズ	
S	38～42cm ひざ上10cm
M	42～46cm ひざ上10cm
L	46～50cm ひざ上10cm

しっかり歩ける、もっと歩ける



サポーター(ひざ)



M414
ニーストラップ

商品コード KN-951

フリーサイズ

カラー	ヒザ下周り/cm
F ブラック	28~40
B ロイヤルブルー	
C スカーレット	

商品コード KN-951J

ジュニア

カラー	ヒザ下周り/cm
ブラック	22~30

※ジュニアサイズはブラックのみ

各 1,300円 (税込 1,430円)

お皿の下を圧迫サポート(ラップタイプ)

LEVEL 2
ミドルサポート



LEVEL 2
ミドルサポート

M4193
ランニング ニーバンド

商品コード KK-908

3,000円 (税込 3,300円)

カラー	サイズ	ヒザ上周り/cm
A ブラック	フリーサイズ	~49

ランニング時のヒザ外側への負担を軽減(ラップタイプ)

- ヒザ外側にかかる負担を手軽に軽減(腸脛靭帯炎 ※ランナーズニー対応)
- 通気性加工により汗ムレ軽減
- 靴を履いたまま装着可能なラップタイプ:ランニング時に1つ持っておきたいベーシックモデル



ミュラー
MAX ニーストラップ
JP プラス

商品コード KN-928

4,300円 (税込 4,730円)

カラー: ブラック

サイズ	適応サイズ
S (S~M)	ひざ回り 23~30cm
L (L~XL)	ひざ回り 30~45cm

サポート強度 ★★☆☆ MEDIUM

- ◎ラップタイプ
- ◎左右兼用

上下のチューブパッドで
膝蓋骨を安定させます。

- 4本の空洞チューブで、ひざ周辺のゆるみを抑制・サポート。
- 固定力を調整できる2分割ボディ。



LEVEL 1
ソフトサポート

M510
スポーティニット ニー

商品コード KK-909

1,300円 (税込 1,430円)

カラー: ブラック

サイズ	ヒザ周り/cm
S	31~35
M	35~40
L	40~45

自然なつけ心地のニット素材サポーター

- 自然なつけ心地のニット素材サポーター
- ヒザの動きを妨げず、関節をソフトに圧迫し、保護
- 通気性・伸縮性に優れ、ヒザに快適にフィット
- スポーティーなブラックカラー
- スポーツシーンから日常生活まで幅広く適応



M4192
ダブル ニーラップ

商品コード KN-694

2,900円 (税込 3,190円)

カラー: ブラック

サイズ	ヒザ周り/cm
S	30~35
M	35~40
L	40~48

メインラップ×サイドラップのダブルサポート構造でヒザ全体を適度に圧迫サポート(ラップタイプ)

- 抜群の薄さの1.5mm厚 薄型通気性素材を採用し、自然な装着感とフィット性を実現
- 優れた通気性を持つ薄型通気性素材が、汗ムレを抑え、快適な装着感を実現
- カンタンに装着できるラップタイプ(巻きつけ式)

LEVEL 2
ミドルサポート



LEVEL 1
ソフトサポート

M4191
ショート ニーラップ

商品コード KN-693

1,700円 (税込 1,870円)

カラー: ブラック

サイズ	ヒザ周り/cm
S	30~35
M	35~40
L	40~48

ヒザ全体を軽くサポート(ラップタイプ)

- ヒザの動きを妨げないコンパクト設計
- 抜群の薄さの1.5mm厚 薄型通気性素材を採用
- 自然な装着感とフィット性を実現
- 優れた通気性を持つ薄型通気性素材が汗ムレを抑え、快適な装着感を実現
- カンタンに装着できるラップタイプ(巻きつけ式)



M419
マルチアクション・ニーラップ1

商品コード KN-859

3,300円 (税込 3,630円)

カラー: ブラック

サイズ	ヒザ周り/cm
S	30~35
M	35~40
L	40~48

ヒザ関節とお皿周辺を快適にサポート(ラップタイプ)

- 取り外し可能なマルチパッドの装着方法によりお皿周辺の様々なサポートが可能(カスタマイズ)
- 動きを妨げないショート丈
- ヒザ裏側にエアパネルを採用。ひとクラス上の通気性・快適性を実現
- 上下2本のストラップがヒザを包み込むようにサポート
- カンタンに装着できるラップタイプ(巻きつけ式)

LEVEL 2
ミドルサポート



LEVEL 1
ソフトサポート

M402
オープン ニーサポート

商品コード KK-759

2,200円 (税込 2,420円)

カラー: ブラック

サイズ	ヒザ周り/cm
S	31~35
M	35~40
L	40~45
XL	45~51

ヒザ全体を軽快にサポートするヒザ窓オープンタイプ

- ヒザの動きを妨げず軽快にサポートする丈長25cmのショートスリーブタイプ
- 4方向に伸縮するクロロプレンゴムが包み込むようにフィット
- 上下で折り曲げてヒザ関節の圧迫を高めた動きやすいショートモデル



ミュラー コンパクト ニーサポート

商品コード KN-921

2,900円(税込3,190円)

カラー: ブラック

サイズ	適応サイズ
S (S~M)	ひざ回り 25~40cm
L (L~XL)	ひざ回り 40~55cm

ひざの捻挫や使いすぎによる損傷・
関節炎をケアする、コンパクトなひ
ざ用サポーター

- ひざの捻挫や使いすぎによる損傷、関節炎に。
- 動きをさまたげないコンパクトな設計。

サポート強度 ★☆☆ LIGHT

- ◎左右兼用
- ◎ラップタイプ



ミュラー プレジション ニースタビライザー

商品コード KK-737

4,500円(税込4,950円)

カラー: ブラック

サイズ	適応サイズ
フリーサイズ	ひざ回り 35~50cm

ひざのぐらつき、
過度なねじれを抑える

- 両側に2本ずつ内蔵されたメディカルスチール
スプリングが横揺れを防止。
- ドーナツ・パッドは、膝蓋骨周辺の緩みを安
定させます。
- 一日中装着しても快適な通気性の良い素材です。

サポート強度 ★★ ★ HARD

- ◎左右兼用



ミュラー セルフアジャスティング ニースタビライザー

商品コード KN-856

5,500円(税込6,050円)

カラー: ブラック

サイズ	適応サイズ
フリーサイズ	ひざ回り 31~50cm

関節周辺の筋肉組織を活性化する
ニーブレイス

- 両サイドのスプリングとクリスクロスストラッ
プが、ひざの横揺れを強力にサポート。
- 膝蓋骨の移動による問題にお悩みの方に。

サポート強度 ★★ ★ MEDIUM

- ◎左右兼用
- ◎ラップタイプ



ミュラー 4ウェイ アジャスタブルニー

商品コード KK-736

4,100円(税込4,510円)

カラー: ブラック

サイズ	適応サイズ
S (S~M)	ひざ周り 23~38cm
L (L~XL)	ひざ周り 30~50cm

ひざのお皿を制御する4方向の特殊
ストラップ

- 膝蓋骨を包み込む通気性素材のパットと4方向
の非伸縮ストラップが、効果的な抑えを可能に
します。
- ストレスの無い柔軟で抑止性のある機能は、痛
みを抑えます。

サポート強度 ★★ ★ MEDIUM

- ◎左右兼用
- ◎ラップタイプ



ミュラー オープンパテラ ニースタビライザー

商品コード KN-919

4,500円(税込4,950円)

カラー: ブラック

サイズ	適応サイズ
フリーサイズ	ひざ回り 30~53cm

両サイドに内蔵されたスチールスプリ
ングで強い固定力のひざ用サポーター

- 両サイドにスチールスプリング内蔵。
- 強い固定力を体感できます。
- 通気性素材ネオプレーン採用で快適な使用感。

サポート強度 ★★ ★ HARD

- ◎左右兼用
- ◎ラップタイプ



ミュラー オムニフォース® アジャスタブル ニースタビライザー AKS500

商品コード KK-913

7,800円(税込8,580円)

カラー: ブラック

サイズ	適応サイズ
S (S~M)	ひざ回り 30~40cm
L (L~XL)	ひざ回り 40~50cm

ニット素材とスチールスプリングで
固定と柔軟な動きを実現

- 両サイドに各2本スチールスプリング内蔵し、
膝の揺れを抑制
- 膝裏全面ニット素材が強い伸縮性で膝の全方向
の動きをサポート
- 膝裏メッシュ素材による高い通気性
- 上下のストラップが膝蓋骨を固定

サポート強度 ★★ ★ HARD

- ◎左右兼用
- ◎着脱しやすい
フロントオープンタイプ



M429XC ヒンジド ニーブレイス XC

商品コード KK-910

9,800円(税込10,780円)

カラー: ブラック

サイズ	ヒザ周り/cm
S	32~36
M	36~40
L	40~45
XL	45~50

デュアルヒンジ内蔵で、ヒザ関節の横ブレと
不安感からがっちりガード(ヒンジカバー付)

- デュアルヒンジ内蔵
- ヒンジのズレを最小化
- お皿周りを安定化
- 前面の固定力を強化
- 動きやすく快適な装着感
- 快適な通気性と装着感

LEVEL 3
ハードサポート

ミュラー ワンダーラップニー

商品コード KN-925

2,000円(税込2,200円)

カラー: ベージュ

サイズ	適応サイズ
フリーサイズ	ラップ幅・長さ幅 7.6cm × 長さ 1m40cm

ひざ・ふくらはぎ・ふとももなどの
圧迫やアイシングの固定に便利な、
再利用可能なラップ

- 強い伸縮性のある再利用可能なラップ。
- ひざ、ふくらはぎ、太ももなどの圧迫や、アイ
シングの固定に。

- ◎左右兼用
- ◎ラップタイプ

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

ピカミハイ

灸用品

検査・測定

滅菌消毒

クオイルム

ベッド・

治療室

ボスター

吸玉

治療器

温熱

健康管理

テレーン

治療補助

トレーニング

健康器具

開業準備

索引

サポーター(ひざ・ふくらはぎ・太もも)

スーパープロ
ショートニーラップ

商品コード KN-812

製造終了

カラー：ブラック

サイズ	ひざ回り
フリーサイズ	35～47cm対応

- ひざ窓あきでお血の軌道を安定し屈伸をスムーズに。
- ショートタイプで動きを妨げずにひざ回りをサポート。
- 2本のストラップで2重サポート、ズレやたるみを防止。
- ジュニアや女性も違和感のない使い心地を提供。

ひざ用サポーター ラップタイプ
ミドルサポートプロ110
ニースリーブ

商品コード KN-806

製造終了

カラー：ブラック

サイズ	ひざ回り
S	31～35cm
M	35～38cm
L	38～43cm
XL	43～51cm

- 膝蓋骨の前後方向から均一に圧迫しじん帯を安定。
- ひざ全体をサポート。

ひざ用サポーター スリーブタイプ
ミドルサポートスーパープロ
ニーラップライト

商品コード KK-786

2,800円(税込3,080円)

カラー：ブラック

サイズ	ひざ回り
フリーサイズ	30～47cm対応

- 左右から巻きつけるラップタイプ。ひざ裏オープン仕様。
- 圧迫と保温が手軽にできる簡単装着。
- ひざの保護に。

ひざ用サポーター ラップタイプ
ソフトサポートプロ180-C
ドクターM-C

商品コード KN-824

製造終了

カラー：ブラック

サイズ	ひざ回り
S	31～35cm
M	35～38cm
L	38～43cm
XL	43～51cm

- X型伸縮ストラップが靱帯を長時間安定。
- メディカルスプリングとパッドが、膝の揺れを防止。
- 360°どの位置からでも膝蓋骨が固定できるホースシューパッド。
- 両サイドにメディカルスプリングを内蔵。

ひざ用サポーター スリーブタイプ
ハードサポート メディカルスプリング装備

ガードラー OA

2,100円(税込2,310円)

サイズ	カラー	商品コード
S 26～34cm	ブラック	KK-630S
	ベージュ	KK-630SB
M 34～42cm	ブラック	KK-630M
	ベージュ	KK-630MB
L 42～50cm	ブラック	KK-630L
	ベージュ	KK-630LB
LL 50～60cm	ブラック	KK-630LL
	ベージュ	KK-630LLB

- ステータ付き膝関節バンド。
- 簡単装着。
- 膝関節を効果的にサポート。
- 使いやすい。

【素材】本体：ナイロン/ポリエステル/ポリウレタン
ステータ：ポリエステル◎ラップタイプ
◎左右兼用M443
コンプレッション カーフラップ

商品コード KN-935

3,300円(税込3,630円)

カラー：ブラック

サイズ	ふくらはぎ周り/cm
フリー	27～45

全体圧迫 + 段階的圧迫でふくらはぎをしっかりサポート

- 全体圧迫と段階的圧迫を融合させた革新的サポーター
- 3本の2Wayストラップでふくらはぎを段階的に圧迫サポート
- 独自の2Wayストラップのテンション加減により軽圧迫～強圧迫まで幅広い圧迫サポートが可能
- サポーター本体には、フィット感に優れた1.5mm厚素材を採用
- 全面に施されたマイクロエアホールが汗ムレを抑制し、快適な通気性をキープ

LEVEL 2
ミドルサポートスーパープロ
サイラップ

商品コード KN-813

製造終了

カラー：ブラック

サイズ	太もも回り
フリーサイズ	40～56cm対応

- 2本の幅広ストラップで強力Wサポート。
- 2重構造でサポート力を高め打撲などからガード。
- ズレやたるみを防止し、しっかりしたサポート力を実現。

太もも用サポーター ラップタイプ
ミドルサポート ストラップ装備M474
コンプレッション サイラップ

商品コード KN-936

4,000円(税込4,400円)

カラー：ブラック

サイズ	ふともも周り/cm
フリー	～70

全体圧迫 X 局所的圧迫で大腿部をしっかりサポート(ラップタイプ)

- 着脱できるマルチ加压ストラップで大腿部を手軽にピンポイント圧迫
- マルチ加压ストラップにより、軽圧迫から強圧迫まで幅広くサポート
- サポーター本体には、フィット感に優れた1.5mm厚素材を採用
- 全面に施されたマイクロエアホールが汗ムレを抑制し、快適な通気性をキープ

LEVEL 2
ミドルサポート

スーパープロ
アングルラップ

商品コード KN-795

製造終了

カラー：ブラック

サイズ	足首回り
フリーサイズ	～27cm対応

- 伸縮性ストラップでダブルにサポート。
- 調節自在な固定力。
- 足首障害の予防と保護に。

足首用サポーター ラップタイプ
ミドルサポート ストラップ装備スーパープロ
アングレット

商品コード KK-787

製造終了

カラー：ブラック/ベージュ

サイズ	足首回り
S	18～21cm
M	21～26cm

- 足首全体を安定サポート。
- リバーシブル。※リバーシブル面はベージュ。

足首用サポーター スリプタイプ
ミドルサポートミュラー アジャスタブル
アングルサポート JPプラス

商品コード KN-924

2,300円(税込2,530円)

カラー：ブラック

サイズ	適応サイズ
S (S～M)	靴のサイズ22～25cm
L (L～XL)	靴のサイズ25～31cm

伸縮性クロスベルトで固定力を調整
できる足首用サポーター

- 伸縮性クロスベルトが固定力を調整。
- 足首の怪我と再発防止に。

サポート強度 ★☆☆ LIGHT
◎左右兼用
◎ラップタイプM4305
ファントム アングルブレイス 5

商品コード KK-789

5,500円(税込6,050円)

カラー：ブラック

サイズ	くるぶし周り/cm
XS/S	23.0～26.0
M/L	26.0～29.0
XL/2XL	29.0～

【固定力重視モデル】
4ストラップ×独自ステで足首を
がっちりプロテクト(左右兼用)

- 強いサポート力とフィット感の両立
- 使うほどに足にフィットする独自ステ
- 4本ストラップの抜群の安定感
- シューズを履いてさらにフィット
- 装着がカンタンなりアオープンデザイン

LEVEL 3
ハードサポートM432
ストラップ アングルサポート

商品コード KN-961

製造終了

カラー：ブラック

サイズ	シューズサイズ/cm
S	23.0～24.5
M	24.5～26.0
L	26.0～27.5
XL	27.5～29.0

足首の軽い固定と圧迫サポート(左右兼用)

- 8の字型のフィギュアエイトストラップが足首を固定し、高い安定性を実現
- 足にフィットし、動きを妨げないベーシックな曲線カッティング

LEVEL 2
ミドルサポートM530
テーピングサポーター M

商品コード KK-911

1,600円(税込1,760円)

カラー	サイズ
A ブラック	幅7.5cm×長さ130cm
B ベージュ	

巻くだけで手軽にテーピング効果が得られるサポーター(足首・ふくらはぎ用)

- 巻くだけで手軽にテーピング効果が得られるサポーター
- 従来品より生地テンションを強化。部位をしっかりとサポート
- 両端に面ファスナーを配置し、サポート力・巻き方・部位など自由に調節が可能
- 繰り返し使用できて経済的
- 足首・ふくらはぎなど様々な部位に使用可能

LEVEL 1
ソフトサポートM4321
フィギュア8 アングルラップ

商品コード KK-780

2,900円(税込3,190円)

カラー：ブラック

サイズ	シューズサイズ/cm
S	21.0～23.5
M	23.5～26.0
L	26.0～29.0

薄型+ストラップで足首を軽く圧迫・固定
(左右兼用)

- フィギュア8ストラップ(伸縮性)が足首の動きを妨げずに安定性高める
- 本体素材が4方向に伸縮
- 2つの調節機能が圧迫力とフィット性を高める
- 装着しやすいアオープンデザイン

LEVEL 2
ミドルサポートM436
アキレスサポート

商品コード KN-950

2,000円(税込2,200円)

カラー：ブラック

	サイズ	くるぶし周り/cm
A	SM	17.0～21.5
B	LXL	21.5～26.0

アキレス腱を圧迫サポート
(ラップタイプ)

- 2本のチューブ状リブがアキレス腱付着部(かかとの少し上)への負荷を軽減
- かかとの下を通るズレ止めストラップが的確なサポート位置を維持
- カンタン装着できるラップタイプ
- ローカットシューズ専用

LEVEL 2
ミドルサポート

サポーター(ひじ・肩)



M5130
4WAY ニット エルボーEP

商品コード KK-758

3,000円(税込3,300円)

カラー：ブラック

サイズ	ヒジ周り/cm
S	20~24
M	24~28
L	28~32

LEVEL 2
ミドルサポート

エラストマーパッドを内蔵。
ヒジ関節の横ブレを抑制し、負担を軽減

- 違和感なくフィットするエラストマーパッドがヒジ関節をソフトに圧迫
- L字エラストマーパッドがヒジ関節の横ブレを抑制
- テニス、ゴルフ、野球などのヒジの関節の傷害に対応
- スポーツシーンから日常生活まで幅広く適応



M489
エルボーバンド DP

商品コード KN-937

2,300円(税込2,530円)

カラー：ブラック

サイズ	前腕周り/cm
S	21~24
M	24~27
L	27~31

LEVEL 2
ミドルサポート

前腕部を圧迫し、ヒジの負担を軽減

- テニス・ゴルフ・野球等のヒジの障害に対応
- DP(デュアルパッド)構造がヒジの問題箇所を的確に圧迫
- 1.5mm厚薄型通気性素材を採用し、フィット性・快適性アップ
- 伸縮ストラップで前腕部の圧迫力を調節



ミュラー
エルボーサポート

商品コード KN-872

2,800円(税込3,080円)

カラー：ブラック

サイズ	適応サイズ
S(S~M)	ひじ回り15~28cm
L(L~XL)	ひじ回り28~40cm

サポート強度 ★☆☆ LIGHT

- ◎左右兼用
- ◎ラップタイプ

6本の伸縮ストラップが多方向から
ひじ関節を固定するサポーター

- 2つのベルトでサイズ調整、4つのベルトで固定力を調節



ミュラー
アジャスタブル
エルボーサポート

商品コード KN-922

3,500円(税込3,850円)

カラー：ブラック

サイズ	適応サイズ
フリーサイズ	ひじ回り17~38cm

サポート強度 ★☆☆ LIGHT

- ◎左右兼用
- ◎ラップタイプ

対向する2本のストラップで
ひじ全体をしっかり固定するサポーター

- ひじ全体をしっかり固定。
- 対向する2本のストラップで固定力の調整が可能。
- 通気性に優れたHydramesh®採用。



スーパープロ
エルボーラップ

商品コード KN-796

3,100円(税込3,410円)

カラー：ブラック

サイズ	ひじ周り
フリーサイズ	20~31cm対応

ひじ用サポーター ラップタイプ
ミドルサポート ストラップ装備

- 4本の伸縮ストラップで強力サポート。
- しっかり固定で着脱も簡単。
- ひじ障害の予防や保護に。
- Wサポート式。



スーパープロ
エルボーラップライト

商品コード KK-790

製造終了

カラー：ブラック

サイズ	ひじ周り
フリーサイズ	20~31cm対応

ひじ用サポーター ラップタイプ
ソフトサポート

- 圧迫と保温が手軽に実現。
- 簡単装着で調節も自由。
- ひじの保護に。



M463
ショルダーサポート ライト

商品コード KN-965

5,500円(税込6,050円)

カラー：ブラック

サイズ	胸囲/cm
S	78~86
M	86~94
L	94~104

LEVEL 2
ミドルサポート
◎左右両肩兼用
◎意匠登録済

肩を手軽に保温・圧迫サポート

- コンパクトな設計で装着時の違和感を最小化
- 薄型素材(1.5mm厚通気性素材)を採用し、フィット性・快適性アップ
- コンプレッションパネルが保温性を高めると共に圧迫力を調節
- 上腕部は装着がカンタンなスリーブタイプ



ミュラー
ショルダーサポート

商品コード KK-791

製造終了

カラー：ブラック

サイズ	適応サイズ(cm)
XS	66~86
S(S~M)	81~101
L(L~XL)	96~116

サポート強度 ★★★ HARD

肩関節にフィット度の高い装着が
可能なサポーター

- 軽量のネオブレイン素材。
- 肩関節にフィット度の高い装着可能。
- カスタムフィットが可能です。



シグマックス ファシリエイドサポーター母指

商品コード KK-912

2,100円(税込2,310円)

カラー: ブラック

サイズ	適応サイズ(手くび周囲)	目安寸法(母指周囲)
S	12.5~14.5cm	5.0~6.0cm
M	14.5~16.5cm	5.5~6.5cm
L	16.5~19.0cm	6.0~7.5cm

母指CM関節のサポート・安静保持

- 母指の固定、可動域の制限により母指CM関節を安静保持、サポート。
- 芯材には樹脂スチーを使用し、母指周りに内蔵。
- 母指ストラップがスライドして動くようになっているため、固定力の調節が可能。
- 薄くかさばらないコンパクトな形状。
- 製品を丸ごと洗濯ができる。

- 片手で簡単に装着。
- 左右兼用。



スーパープロ リストラップライト

商品コード KN-847

製造終了

カラー: ブラック

サイズ	手首回り
フリーサイズ	~23cm対応

- 快適バンド型サポート。
- 着脱も簡単。
- 手首障害の予防と保護に。
- 親指に通して手首周りを好みの固定力で簡単調節。

手首用サポーター ラップタイプ
ソフトサポート

ミュラー アジャスタブルリストサポート

商品コード KN-981

2,000円(税込2,200円)

カラー: ブラック

サイズ	適応サイズ
S(S~M)	12~20cm
L(L~XL)	20~30cm

固定力に強弱をつけられる、親指支 点の手首用サポーター

- 8の字に巻くラップ構造で親指支点のずれにくいサポーター。
- 伸縮性を調整して手首の圧を加減することが可能です。
- 固定力を調整する伸縮ストラップ。

サポート強度 ★☆☆ LIGHT
◎左右兼用
◎ラップタイプ

ミュラー サムスタビライザー

商品コード KN-923

3,500円(税込3,850円)

カラー: ブラック

サイズ	適応サイズ
フリーサイズ	14~26cm

親指の固定にはこれ！ 2本のS字型ステーが親指の 反り返りを保護

- 親指に位置するストラップで固定強度を調整可能。親指部位の改良により、耐久性が向上しました。
- 通気性に優れたメッシュ素材。
- ニオイの原因菌を制御するイージスマイクロブシールド加工。

サポート強度 ★★★★★ HARD
◎親指用
◎左右兼用
◎ラップタイプ

M455 リストサポートDS

商品コード KN-938

1,800円(税込1,980円)

カラー: ブラック

サイズ	手首周り/cm
M	~16(全長:35cm/幅:6.5cm)
L	16~21(全長:43cm/幅:7.5cm)

手首全体を自在に圧迫サポート(ラップタイプ)

- DS(デュアルストラップ)設計により、調節機能がアップ
- 薄型素材(1.5mm厚クロロプレンゴム)を採用し、フィット性アップ
- 通気性を確保し、装着時の快適性アップ
- 仮止め機能により、片手でカンタン装着
- 親指の付け根の形状にフィットするため、バット・ラケット・ゴルフクラブなど違和感なく使用可能

LEVEL 2
ミドルサポート

M452 リストストラップ

商品コード KN-963

1,500円(税込1,650円)

カラー: ブラック

サイズ	手首周り/cm
フリーサイズ	~18

手首全体を自在に圧迫サポート(ラップタイプ)

- ラップタイプ(巻きつけ式)なので圧迫の強弱やフィット感を自在に調節可能。
- アジャスタブルストラップが手首の動きを制御し、負担を軽減。

LEVEL 1
ソフトサポート

M451N (ロゴなし) リストサポート

商品コード KN-962A

1,700円(税込1,870円)

フリーサイズ

ブラック(BK)
ホワイト(WH)
ベージュ(BG)

LEVEL 1
ソフトサポート

- M451Fリストサポートのロゴなしタイプ。高校野球対応。
- 山田選手をはじめ、数多くのトッププロが使用
- バットティング時に使用すれば、グリップを固め、手首への衝撃を低減
- 内側は、バットティンググラブの上から使用してもズレにくいノンスリップ加工を施したラバーを採用
- 素材もプロの要望に答える厚さ3mmのクロロプレンゴムを採用
- ラップタイプ(巻きつけ式)なので圧迫の強弱やフィット感を自在に調節可能
- 表生地には、毛羽立ちが少ないUBL(高品質ナイロン)を使用し、高い耐久性を実現
- 左右兼用



M451F (ロゴあり) リストサポート

商品コード KN-962B

1,700円(税込1,870円)

フリーサイズ

ブラック(BK)
スカーレット(SC)
ロイヤルブルー(RY)

LEVEL 1
ソフトサポート

- 多くのトッププロが使用
- バットティング時に使用すれば、グリップを固め、手首への衝撃を低減
- 内側は、バットティンググラブの上から使用してもズレにくいノンスリップ加工を施したラバーを採用
- 素材もプロの要望に答える厚さ3mmのクロロプレンゴムを採用
- ラップタイプ(巻きつけ式)なので圧迫の強弱やフィット感を自在に調節可能
- 表生地には、毛羽立ちが少ないUBL(高品質ナイロン)を使用し、高い耐久性を実現
- 左右兼用

サポーター(指・スリーブ)

**LEVEL 2**
ミドルサポート
左右兼用**M449**
フィンガーサポート バディ商品コード **KK-746****1,300円** (税込1,430円)カラー：ブラック
左右兼用

サイズ	指周り/cm
S	4.2~5.4
M	5.4~6.5

<2本指タイプ>
指のサポート・保護

- パディテーピング理論を基に開発
- シングルストラップ設計で簡単装着
- 指関節部のスリットで屈伸動作を妨げない
- すべり止め素材「F-GRIP」を採用

**LEVEL 1**
ソフトサポート
左右兼用**M448**
フィンガーサポート商品コード **KK-747****1,000円** (税込1,100円)カラー：ブラック
左右兼用

サイズ	指周り/cm
S	4.2~5.4
M	5.4~6.5

<1本指タイプ>
指のサポート・保護

- 指付け根のフレックスゾーンがフィット感を高める
- 指関節部のスリットで屈伸動作を妨げない
- すべり止め素材「F-GRIP」を採用

**M656**
パワーアームスリーブ

1個入

商品コード **KN-966****1,800円** (税込1,980円)

サイズ	上腕周囲/cm
XS	17~21/長さ36cm
S	22~27/長さ40cm
M	28~33/長さ43cm

※XSはブラック (BK) のみ

スカーレット (SC)
ホワイト (WH)
ライトブルー (LB)
ロイヤルブルー (RY)
ネイビー (NV)
ブラック (BK)**M6566**
パワーアームスリーブ

2個入

商品コード **KN-967****3,200円** (税込3,520円)

サイズ	上腕周囲/cm
XS	17~21/長さ36cm
S	22~27/長さ40cm
M	28~33/長さ43cm

※XSはブラック (BK) のみ

ブラック (BK)
ライトブルー (LB)
ホワイト (WH)
スカーレット (SC)

腕全体をサポートするアームスリーブ

- 抜群の軽さ・ストレッチ性・フィット性を備えたhDc ファブリック
- 筋肉のブレ・疲れを抑え、動きを安定化 ●ひとクラス上の汗・体温コントロール
- 腕をつたう汗を素早く吸収・拡散 ●適度なコンプレッションで筋肉の疲労を軽減
- hDc 機能搭載 (劣化しない吸汗・速乾機能) ●UVカット 99%以上

**M6577**
パワーレッグスリーブ

2個入

商品コード **KN-696****2,900円** (税込3,190円)

サイズ	ふくらはぎ周囲/cm
S	29~34
M	33~39
L	38~45

ふくらはぎ全体を適圧サポートする
ヒザ下丈のレッグスリーブ

- タイトな装着感のパワーメッシュhDcを採用
- パワーメッシュhDcが高い吸汗・速乾性とサポート力を両立
- hDc 機能搭載 (劣化しない吸汗・速乾機能)
- 筋肉の疲れ・むくみを軽減 ●筋肉のスタミナキープ
- 過剰な汗ムレ・冷えを抑制 ●突極の薄さ (0.54mm)、軽さ (19g)
- UVカット 95%以上

**M6570** **M6572**
パワーレッグスリーブ パワーレッグスリーブ
ロング ロング

1個入

2個入

商品コード **KK-793**商品コード **KK-794****2,000円** (税込2,200円)**3,800円** (税込4,180円)

サイズ	ふくらはぎ周囲/cm
S	29~34
M	33~39
L	38~45

※装着位置目安：上端部がヒザ上5~10cmの位置

ふくらはぎ+ヒザを軽くサポートする
ヒザ上丈のロングスリーブ

- 脚の疲れ・むくみを軽減 ●過剰な汗ムレ・冷えを抑制
- 突極の薄さ (0.63mm)、フィット性
- 上端部にすり落ち防止加工 (グリップゴム)
- hDc 機能搭載 (劣化しない吸汗・速乾機能)
- UVカット 99%以上

**M6441L** **M6440L**
HEX レッグスリーブ HEX レッグスリーブ

1個入

2個入

商品コード **KN-970**商品コード **KN-971****2,000円** (税込2,200円)**3,800円** (税込4,180円)

サイズ	ヒザ周り/cm	大腿周り/cm	下腿周り/cm
M	30~34		31~37
L	34~38		37~43
XL	38~42	42~48	
2XL	42~48	47~54	

HEXPAD内蔵でヒザ・大腿・下腿部を
しっかりプロテクト

- ヒザ・すね/ふくらはぎ・大腿にもマルチに使えるスリーブタイプ
- 軽さ・フィット感・衝撃吸収性の全てが最高レベル
- ひとクラス上の吸汗・速乾性で汗ムレなし
- UVカット 99%以上

**M6441A** **M6440A**
HEX アームスリーブ HEX アームスリーブ

1個入

2個入

商品コード **KN-972**商品コード **KN-973****2,000円** (税込2,200円)**3,800円** (税込4,180円)

サイズ	ヒジ周り/cm	上腕周り/cm	前腕周り/cm
XS	19~22		21~24
S	22~25	23~26	24~28
M	25~29	26~30	28~33
L	29~34	30~35	

HEXPAD内蔵でヒジ・前腕・上腕を
しっかりプロテクト

- ヒジ・前腕・上腕にもマルチに使用できるアームスリーブ
- 軽さ・フィット感・衝撃吸収性の全てが最高レベル
- ひとクラス上の吸汗・速乾性で汗ムレなし
- UVカット 99%以上



ACTIVE



CONDITIONING SLEEVE

コンディショニングスリーブ

関節・筋肉の動きとコンディショニングをサポート

『スポーティに、アクティブに生きる人々』があらゆるシーンで使いやすいコンディショニングギア

関節・筋肉を良いコンディショニングに保つことは、ケガ予防やパフォーマンスUPにつながります。運動中だけでなく、運動前のウォームUP、運動後のリカバリーなど各々のフェーズで部位をサポートします。

特徴

サポート機能 × 快適機能 高次に両立

サポート機能

快適機能



コンプレッションサポート機能

部位全体を包み込むように適圧でサポートし、運動時の筋肉のブレ(筋振動)を抑制し、ムダなエネルギー消費を低減。さらに動きの安定化、ケガ予防など、より良いコンディショニングの維持をサポート。

段階着圧

ターゲティッドコンプレッション(段階着圧)

段階的な着圧設計が部位の血行促進をサポート。まず、運動中・移動中に「疲労を溜めないこと」、そして運動後に「素早く疲労を回復すること」の2側面で、疲労軽減と効果的なリカバリーを促す。

サポートライン

サポートライン


テーピング理論に基づいた独自の「サポートライン」が部位の圧迫サポート力を強化。同時に柔らかいタッチで関節の可動部などの肌ストレスを低減。

4WAYストレッチ

フレックス×フラットニット製法

- 縫目がなく、ソフトな肌当たり
- 高い伸縮性と復元力で動きをサポート
- 薄く、通気性・速乾性に優れ、ムレにくい

ずり落ち防止




アンチスリップ加工

上端部にすべり止め機能をもつ「糸」を編み込み、使用中のずり落ちを防止。同時に柔らかな肌当たりを実現。

- すべり止め機能をもつ糸
- 吸汗速乾性をもつ糸

ラインナップ

負担がかかりやすい部位をカバーし、コンディショニングをサポート



ヒザ

MA101 コンディショニング ニー

商品コード KL-001

1,800円(税込1,980円)

カラー: ブラック

サイズ	ヒザ周り/cm
S	31~34
M	34~37
L	37~40
XL	40~43



サポートライン

テーピング理論に基づいた独自の「サポートライン」が部位の圧迫サポート力を強化。同時に柔らかいタッチで関節の可動部などの肌ストレスを低減。

ヒザのコンディショニングをサポート

サポートライン 4WAYストレッチ ずり落ち防止

LEVEL 1+
ソフトサポート

1本入

左右兼用



脚

MA102 コンディショニング フルレッグ

商品コード KL-002

2,300円(税込2,530円)

カラー: ブラック

サイズ	ヒザ周り/cm
S	31~34
M	34~37
L	37~40
XL	40~43



アンチスリップ加工

上端部にすべり止め機能をもつ「糸」を編み込み、使用中のずり落ちを防止。同時に柔らかな肌当たりを実現。

脚全体のコンディショニングをサポート

サポートライン 4WAYストレッチ ずり落ち防止 段階着圧

LEVEL 1+
ソフトサポート

1本入

左右兼用



ふくらはぎ

MA103 コンディショニング カーフスリーブ

商品コード KL-003

2,400円(税込2,640円)

カラー: ブラック

サイズ	ふくらはぎ周り/cm
S	29~34
M	34~39
L	39~44



サポートライン

テーピング理論に基づいた独自の「サポートライン」がふくらはぎをサポート。

ふくらはぎのコンディショニングをサポート

サポートライン 4WAYストレッチ 段階着圧

LEVEL 1+
ソフトサポート

2本入

左右兼用



腕

MA104 コンディショニング アームスリーブ

商品コード KL-004

2,400円(税込2,640円)

カラー: ブラック

サイズ	上腕周り/cm
S	22~24
M	24~28
L	28~33



サポートライン

テーピング理論に基づいた独自の「サポートライン」が部位の安定をサポート。同時に柔らかいタッチで関節可動部の肌ストレスを低減。

腕全体のコンディショニングをサポート

サポートライン 4WAYストレッチ 段階着圧

LEVEL 1+
ソフトサポート

2本入

左右兼用



ふともも

MA105 コンディショニング サイ

商品コード KL-005

1,800円(税込1,980円)

カラー: ブラック

サイズ	ふともも周り/cm
S	46~51
M	51~56
L	56~64



サポートライン

太もものコンディショニングをサポート

サポートライン 4WAYストレッチ ずり落ち防止

1本入

左右兼用



ヒジ

MA106 コンディショニング エルボー

商品コード KL-006

1,400円(税込1,540円)

カラー: ブラック

サイズ	ヒジ周り/cm
S	20~24
M	24~28
L	28~32



サポートライン

ヒジのコンディショニングをサポート

サポートライン 4WAYストレッチ

1本入

左右兼用

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

ピンセット

灸用品

検査測定

滅菌消毒

オイル

ベッド

治療室

ボス

吸玉

治療器

温熱

健康管理

テーピング

治療補助

トレーニング

健康器具


開業準備

索引

サポーター(手首・手指・足指)



1枚ずつの包装で衛生的

水にも強く関節を
しっかりガード

貼付しやすいH型の形状

手指関節用テーピングテープ
ディップエイド® プラス

商品コード KK-914

1枚入×30包

価格 お問い合わせ下さい

30mm×70mm

手指関節のさまざまな
トラブルの緩和に

- 手指関節の運動抑制、固定に
- 手指関節用テーピングとしても
- ヘバーデン結節やブシャール結節、リウマチなどに
- どの指にも使用可能
- 防水素材のため水仕事にも
- 皮膚への刺激が弱く、かぶれにくい

山田式
指らくらくサポーター

商品コード KK-256A

S~M (18~21cm) 2ヶ入り

商品コード KK-256B

M~L (21~24cm) 2ヶ入り

各860円(税込946円)

【サイズ採寸部位】使用する指の指幅



強力伸縮

折り返して
締め付け力UP長さを調整し
好みの指に

無縫製 強力伸縮タイプ

- 気になる指の第一・第二関節に簡単に巻ける
- サポーター全長70mm
- 長さが調節できる
- 切ってもほつれにくい
- サイズがゆるい場合はサポーターを折り返して締め付け調節
- 装着なめらか、優しい肌触りの無縫製

カサハラ式
指先へバテープ


商品コード KK-261

15枚入

1,380円(税込1,518円)

テープタイプ

- テープ裏側に固定力パッドが付いているので関節をしっかり保護
- 親指(太い指)から小指(細い指)まで対応
- 固定力パッドは薄く通気性が良い
- テープは水に強く肌にやさしい



固定力パッド

山田式
ブラック手首らくらく
サポーター

商品コード KK-625S

S (14~16cm) 左右兼用 1枚入

商品コード KK-625M

M (16~18cm) 左右兼用 1枚入

商品コード KK-625L

L (18~20cm) 左右兼用 1枚入

各1,380円(税込1,518円)

【サイズ採寸部位】手首回り

強力伸縮タイプ

- 手首の保護サポーター
- 強力伸縮タイプで負担を軽減、関節の動きを妨げません
- 親指の付け根(球筋群)、手首(筋支帯群)の過度の負担で起きる炎症等を和らげます

山田式
手指のサポーター
5本指 (1枚入)

商品コード KK-262A

S~M (14~16cm) 左右兼用 1枚入

商品コード KK-262B

M~L (16~18cm) 左右兼用 1枚入

各1,380円(税込1,518円)

【サイズ採寸部位】手首回り



重い荷物に



家事に



パソコン仕事に



スマホ操作に



育児に

5本指タイプ 強力伸縮タイプ

- 手を自然な形に
- 指の第二関節から手首までしっかりガード
- 強力伸縮で手首・指先にぴったりフィット
- セパレート5本指タイプで汗ムレ軽減
- PC・携帯・手作業など細かい作業もらくらく

足指小町
巻き爪テープ 2WAYタイプ

商品コード KK-293

肌色 15枚入

720円(税込792円)

使い捨て テープタイプ

- 皮膚をテープで引っ張り、爪の食い込みを和らげる
- 指や爪に合わせやすい2種類の形状
- 超薄型、伸縮力のあるテープ
- 巻き爪テープ実寸 縦17mm×横45mm

足指小町
巻き爪予防サポーター

商品コード KK-208S

S (75~85cm) 2個入

商品コード KK-208M

M (80~90cm) 2個入

各1,380円(税込1,518円)

【サイズ採寸部位】親指周り

正しい装着が
確認できる
ライン

指先側

爪穴

やわらかゲルタイプ

- やわらかゲルが爪のくいこみを和らげます
- よりフィットしやすいS、Mの2サイズ展開
- 装着目安ラインで正しく装着



足指小町 歩行らくらくサポーター ハードタイプ

商品コード KK-209

フリー(22~26cm)
左右兼用 2枚入

2,680円(税込2,948円)

後期・ハード

外出用

- 靴のはける超薄型サポーター
- ゆるんだ中足関節をしっかり固定し、外反母趾の痛みを軽減させます
- 締め付けがハードなタイプ



厚さ0.7ミリの超薄型



足指小町 歩行らくらくサポーター 縫い目がないタイプ

商品コード KK-279

フリー(22~26cm)
左右兼用 1枚入

1,600円(税込1,760円)

中後期・ハード

外出用

- 靴のはける超薄型サポーター
- ゆるんだ中足関節をしっかり固定し、外反母趾の痛みを軽減させます
- 締め付けがハードなタイプ
- 縫い目がないので当たることなく、負担が少ない



足指小町 歩行らくらくサポーター NEW 外反母趾・内反小指ハードタイプ

商品コード KK-280

フリー(22~26cm)
左右兼用 1枚入

1,600円(税込1,760円)

後期・ハード

外出用

- 靴のはける超薄型サポーター
- ゆるんだ中足関節をしっかり固定し、外反母趾の痛みを軽減させます
- 締め付けがハードで親指だけでなく、小指も広げるタイプ



親指と小指を広げます



足指小町 歩行らくらくサポーター 足裏クッション

商品コード KK-253

フリー(22~26cm)
左右兼用 1枚入

1,080円(税込1,188円)

【サイズ採寸部位】足サイズ

5本指タイプ

ファブリッククッション

- 快適な歩行を促すサポーター
- 幾重にも編み込んだ繊維のクッションが足裏の負担をやわらげます
- 抗菌防臭繊維採用

ムレにくい
5本指タイプ

繊維のふわふわ
クッション



足指小町 歩行らくらくサポーター ソフトタイプ

商品コード KK-294

フリー(22~26cm)
左右兼用 1枚入

1,380円(税込1,518円)

初中期・ソフト

外出用

- 靴のはける超薄型サポーター
- ゆるんだ中足関節を適度に固定し、外反母趾の痛みを軽減させます
- 締め付けがソフトなタイプ



厚さ0.7ミリの超薄型



足指小町 歩行らくらくサポーター 外反母趾クッション

商品コード KK-222


フリー
左右兼用 1個入

840円(税込924円)

中後期

やわらかゲルタイプ

- やわらかゲルが曲がった足指を広げます
- ずれにくい、足の親指にリング部をかけて使うタイプ
- 弾力・伸縮性に優れたやわらかゲル素材、装着時の不快感を軽減します
- 肌への密着をおさえる特殊スリット加工



特殊スリット加工



足指小町 かかとが 歩行らくらくサポーター

商品コード KK-300

ベージュフリー(22~25cm)
1足2枚入

製造終了

保湿シート

- かかとを保湿シートで乾燥から守り、しっとりつるつるに
- サポーターはシルク・綿使用でさらっとした柔らかメッシュ
- 長時間使用でも跡がつきにくい
- 重ね履きできる薄型



247B-MODE かかとWモイスト サポーター

商品コード KK-260

黒フリー(22~25cm)
1足2枚入

1,380円(税込1,518円)

保湿シート

- かかとを保湿シートで乾燥から守り、しっとりつるつるに
- 重ね履きできる超薄型
- おやすみ時も外出時でもご使用頂けます。



247B-MODE Wモイストサポーター 足裏・かかとタイプ

商品コード KK-207

黒フリー(22~25cm)
1足2枚入

1,700円(税込1,870円)

2ヶ所タイプ

保湿シート

- 足裏とかかとを保湿シートで乾燥から守り、しっとりつるつるに
- 重ね履きできる超薄型
- おやすみ時も外出時でもご使用頂けます。

ソフトサポーター

ホカロン
ほかほかウエストウォーマー

商品コード KK-283

1個入

2,680円(税込2,948円)



幅約27cm×高さ29cm、ウエスト対応：60～100cm

商品コード KK-283B

DSセット(4個入)

10,720円(税込11,792円)

この商品は株式会社ロッテとのライセンス契約に基づき製造されたものです。
ホカロンは株式会社ロッテの商標登録です。

腹巻は温かさを生活に貢献

冷え
対策温活
腸活

ホカロンほかほかウエストウォーマーは伸縮性に優れ、ぴったりお腹にフィットしてお腹を冷えから守ります。抗菌性も兼ね備えた吸湿発熱繊維・WARMPLUS-Rを使用しています。

あのホカロンから
腹巻が誕生!

「こんな時ありませんか?」

- 暖かい部屋にいてもお腹や手足が冷たい!
- 布団の中でもお腹や手足が冷たい!
- 夏場なのにお腹や手足が冷たい!

【素材】レーヨン・アクリル・ポリプロピレン・ポリウレタン

【洗濯上のご注意】 40℃ 洗剤 漂白剤 乾燥機 熨斗 鉄板 熨斗

色の異なるものとは分けて洗濯して下さい。



ひじ



ひざ



足首

医療用サポーター
シームレスサポーター

6袋(1袋1枚入)

商品コード KJ-111

ひじ(20cm～25cm)

3,000円(税込3,300円)

商品コード KJ-112

ひざ(35cm～45cm)

3,300円(税込3,630円)

商品コード KJ-113

足くび(靴サイズ23cm～27cm)

3,600円(税込3,960円)

肌触りのよいサポーター。

- 関節の保温・圧迫用サポーター。
- 吸湿性が高く、肌触りの良い素材を採用しました。
- ラテックスフリー。
- 様々な部位に幅広く対応するラインナップを用意しました。



ひじS



ひざM



足くび

医療用サポーター
ウールサポーター

6袋(1袋1枚入)

商品コード KJ-136A

ひじS 20cm～25cm

4,500円(税込4,950円)

商品コード KJ-136B

ひじM・ひじS 23cm～30cm

4,800円(税込5,280円)

商品コード KJ-136C

ひじL・ひざM 30cm～40cm

5,100円(税込5,610円)

商品コード KJ-136D

ひざL 40cm～50cm

5,700円(税込6,270円)

商品コード KJ-136H

足くび(靴サイズ)23cm～27cm

4,500円(税込4,950円)

ウール混紡の保温・
圧迫用サポーター。

- ウール混紡の関節の保温・圧迫用サポーター。
- ラテックスフリー。
- 縦横両方向に伸縮するため、患部にやさしくフィットします。
- 様々な部位に対応するラインナップを用意しました。

ソフトブル®

商品コード KJ-595C

ひじ

12袋(1袋1枚入)

6,600円(税込7,260円)

商品コード KJ-595D

あしくび

12袋(1袋1枚入)

7,800円(税込8,580円)

商品コード KJ-595F

ひざ

12袋(1袋1枚入)

7,200円(税込7,920円)

商品コード KJ-595H

ひざロング

12袋(1袋1枚入)

8,400円(税込9,240円)



ひじ



あしくび



ひざ



ひざロング

快適な温度を
キープ快温サポーター
ひざ

商品コード KK-249

1,600円(税込1,760円)

サイズ	ひざまわり
M	約30～38cm
L	約36～44cm
LL	約42～50cm

- ◎男女兼用
- ◎左右共通

- アウトラスト使用
- 身体の快適温度をキープ
- バイエル編み構造
- メッシュ編み構造

最先端技術の
快温サポーター弱った関節を
サポート遠赤
ソフトサポーター
ひざ

商品コード KK-234

1,300円(税込1,430円)

サイズ	ひざまわり
M	約28～36cm
L	約34～42cm
LL	約40～46cm

- 遠赤外線であったか保温
- お肌にやさしいスクワラン(天然成分)配合

定番の
遠赤サポーター



ケアガード 全指対応 巻くタイプ

商品コード KK-288

指・手首用 1枚入

2,000円(税込2,200円)

- ラップタイプなので、圧迫感と固定力が自由に調整でき、左巻き、右巻きどちらも可能です。
- 親指から小指まで、全ての指に装着できます。
- 伸縮性に優れ、激しい動きにもズレにくく、様々な場面で使用できます。
- 肌にピッタリフィットする生地を使用。エラスティックベルトが程よく指を保護します。

サイズ	指まわり
フリーサイズ	約8cmまで

原材料：ナイロン
ポリエチレン
ポリウレタン



ケアガード 手首シームレスタイプ

商品コード KK-297

手首用 2枚入

1,000円(税込1,100円)

- 適度な圧迫力で、スポーツ時や日常生活をサポートします。
- 保温性が良いので、関節や筋肉を冷えから守ります。
- ソフトな肌ざわりでスッキリフィット。衣服の下でも目立ちにくい素材です。

サイズ	手首まわり
フリーサイズ	12~16cm位

原材料：ナイロン
ポリエチレン
ポリウレタン



ケアガード 手の甲シームレスタイプ

商品コード KK-296

手の甲用 1枚入

1,000円(税込1,100円)

- 適度な圧迫力で、スポーツ時や日常生活をサポートします。
- 保温性が良いので、関節や筋肉を冷えから守ります。
- ソフトな肌ざわりでスッキリフィット。衣服の下でも目立ちにくい素材です。

サイズ	手の甲まわり
フリーサイズ	16~25cm位

原材料：ナイロン
ポリエチレン
ポリウレタン



ケアガード 手首固定タイプ

商品コード KK-298

手首用 1枚入

1,200円(税込1,320円)

- 強力な伸縮力と圧迫力で、しっかりと手首関節を安定させて動きをサポートします。
- コットン素材使用で、肌ざわりが良く、やさしく保温します。

サイズ	手首まわり
フリーサイズ	14~18cm位

原材料：ナイロン
ポリエチレン
ポリウレタン



山田式 ヒザラク クロスアップベルト

商品コード KK-290F

フリー(33~40cm)
左右兼用 1枚入

3,280円(税込3,608円)

商品コード KK-290LL

LL(40~47cm)
左右兼用 1枚入

3,280円(税込3,608円)

【サイズ採寸部位】ヒザ頭回り

メッシュ生地 コイルボーン



クロスアップベルト ※表面

補助ベルト付 加圧タイプ

- 【保護】メインベルトがヒザ全体をしっかりサポート
- 【加圧】クロスアップベルトがヒザにかかる負担をやわらげる
- 【支え】両脇のコイルボーンがヒザのグラつきをサポート



山田式 遠赤ヒザラク スーパーメッシュ

商品コード KK-608F

フリー(33~43cm)
左右兼用 1枚入

2,600円(税込2,860円)

商品コード KK-6083L

3L(特注)(53~63cm)
左右兼用 1枚入

3,680円(税込4,048円)

【サイズ採寸部位】ヒザ頭回り

商品コード KK-608LL

LL(43~53cm)
左右兼用 1枚入

2,600円(税込2,860円)



超薄型
メッシュ

内側全体に
遠赤素材を使用

遠赤 スーパーメッシュ

- ヒザの保護・補強・保温に最適
- メッシュの遠赤ヒザベルト
- 吸水、速乾に優れたテクノファインと備長炭遠赤素材を使用



山田式 ブラック遠赤ヒザラク スーパーメッシュ

商品コード KK-626F

フリー(33~43cm)
左右兼用 1枚入

2,600円(税込2,860円)

商品コード KK-6263L

3L(特注)(53~63cm)
左右兼用 1枚入

3,680円(税込4,048円)

【サイズ採寸部位】ヒザ頭回り

商品コード KK-626LL

LL(43~53cm)
左右兼用 1枚入

2,600円(税込2,860円)



超薄型
メッシュ

内側全体に
遠赤素材を使用

遠赤 スーパーメッシュ

- ヒザの保護・補強・保温に最適
- メッシュの遠赤ヒザベルト
- 吸水、速乾に優れたテクノファインと備長炭遠赤素材を使用



山田式 カタラク 女性用

商品コード KJ-746M

M(60~75cm)

4,380円(税込4,818円)

商品コード KJ-746LL

LL(特注)(95~110cm)

5,480円(税込6,028円)

【サイズ採寸部位】ウエスト

商品コード KJ-746L

L(75~95cm)

4,380円(税込4,818円)

ウエストベルト付



山田式 カタラク ワンタッチベルト 男性用

商品コード KK-295M

M(85~95cm)

3,740円(税込4,114円)

商品コード KK-295L

L(90~105cm)

3,740円(税込4,114円)

【サイズ採寸部位】胸囲

簡易タイプ

サポーター(手首・ひじ・ひざ・足指)



伸縮タイプ 吸汗速乾 ワンタッチ装着

テーピングはややこしい…
けどサポーターでは物足りない方に！

締めつけ調整が自由自在

症状や状態に応じて好みの固定力に調整出来ます。

高い伸縮性でしっかりサポート

筋肉や関節の動きにぴったりフィットしてずれにくい特徴

吸水速乾素材で快適

すばやく水分を吸収発散する素材+メッシュ構造でいつもさわやかな着心地

高い耐久性

洗濯して清潔にかつ繰り返し使用できて経済的です。

※サポーターだけでも充分ですが、スポーツエイドサポーターやテーピングテープを併用すれば一層効果的です。



ひじ用 (F)

ゴルフ・テニス・野球などのスポーツまたは重い荷物運びなど日常的に運動する方の負担軽減や関節痛の予防に

ひざ用 (M) (L)

サッカー・バスケットボールなどのスポーツまたはランニングなど関節に衝撃などの負担が掛かる方におすすめ

関節への衝撃や過度の負担を軽減するラップ式サポーター！
トレーナーも薦める本格仕様！

半円状クッションパッド搭載

パッドがピンポイントで圧迫し、筋肉と関節との伸縮によるストレスを軽減します。

かんたん締め付け調節機能

バックルの滑車の効果でラップに装着できて固定度も自由に調整できます。

高弾力・高耐久素材使用

本体にネオプレンゴムを使用し丈夫でくり返し使えます。程よい伸縮性で心地よいフィット感がえられます。



足首用

- ヒールロックテーピング構造
- アーチ加圧設計
- アンカー機能

ひざ用

- クロステーピング構造
- メッシュ編み構造
- アンカー機能+ズレ防止加工

ひじ用

- クロステーピング構造
- メッシュ編み構造
- アンカー機能

特殊編みの組み合わせで関節をしっかりサポート

ひじ・ひざ

クロステーピング構造

クロステーピングがひじ頭の血を固定し、ひじ関節を安定させて動きをサポートします。

メッシュ編み構造

メッシュ編み構造により通気性がよいので、汗などこらくムレを抑制します。

アンカー機能+ズレ防止加工

上下のゴム口を使用して滑り止め素材によりサポーターのズレ下がりやズレ上りを軽減します。

足首

ヒールロックテーピング構造

ヒールロックテーピングがかかとをしっかりと固定。内反を抑制し、関節の動きをサポートします。

アーチ加圧設計

土踏まずを気持ちよく加圧します。

アンカー機能

上下のゴム口が程よくグリップしてサポーターのズレ下がりやズレ上りを軽減します。

ラクラク調整サポーター

商品コード KK-266

手首用

長さ7.5×約24cm(輪を含む)

800円(税込880円)

商品コード KK-268

ひざ用

長さ7.5×約104cm(輪なし)

1,500円(税込1,650円)

商品コード KK-267

ひじ用

長さ7.5×約56cm(輪を含む)

1,200円(税込1,320円)

商品コード KK-269

足首用

長さ7.5×約67cm(輪を含む)

1,200円(税込1,320円)

※色はグレーとなります。



ブレイスPlusサポーター

商品コード KK-270

ブレイスPlus S

ひじから下の一番太い部分まわり 約20～28cm

商品コード KK-271M

ブレイスPlus M

膝蓋骨(お皿)下部分まわり 約28～36cm

商品コード KK-271L

ブレイスPlus L

膝蓋骨(お皿)下部分まわり 約36～45cm

各2,000円(税込2,200円)

巻くタイプ

1枚入

左右共通



アーム

【ひじバンド】(F)

レッグ

【ひざバンド】(M)

レッグ

【ひざバンド】(L)

ブレイスサポーター

商品コード KK-219

ひざ【ニーブレイス】

サイズ	ひざまわり
M	約30cm～34cm
L	約34cm～38cm
LL	約38cm～42cm
3L	約42cm～46cm

商品コード KK-221

ひじ【エルボーブレイス】

サイズ	ひじまわり
M	約23cm～26cm
L	約26cm～29cm

商品コード KK-220

足首【アングルブレイス】

サイズ	足首まわり
M	約20cm～23cm
L	約23cm～26cm

圧迫固定タイプ

1枚入

左右共通

日本製



ひざ

【ニーブレイス】

足首

【アングルブレイス】

ひじ

【エルボーブレイス】



サポートラップ リスト

商品コード KK-238B

ベージュ

商品コード KK-238

ブラック

各800円(税込880円)

フリーサイズ/7.5cm×約40cm

手首用 バンデージタイプサポーター

- 手首用バンデージタイプ・サポーター
- テーピング感覚で簡単に使用可能。
- 洗濯ができてくり返し使える高耐久性。
- 伸縮性素材なので、固定力の調整が可能。



サポートラップ アンクル&エルボー

商品コード KK-239B

ベージュ

商品コード KK-239

ブラック

各1,000円(税込1,100円)

フリーサイズ/7.5cm×約80cm

足首・ひじ兼用 バンデージタイプサポーター

- 足首・ひじ兼用バンデージタイプ・サポーター
- テーピング感覚で簡単に使用可能。
- 洗濯ができてくり返し使える高耐久性。
- 伸縮性素材なので、固定力の調整が可能。



サポートラップ ニー

商品コード KK-240B

ベージュ

商品コード KK-240

ブラック

各1,300円(税込1,430円)

フリーサイズ/7.5cm×約150cm

ひざ・太もも兼用 バンデージタイプ・サポーター

- ひざ・太もも兼用バンデージタイプ・サポーター。
- テーピング感覚で簡単に使用可能。
- 洗濯ができてくり返し使える高耐久性。
- 伸縮性素材なので、固定力の調整が可能。



足関節固定バンド ソフラウルフアー® エイト

商品コード KL-100D

ブラック(6枚入り)

8,400円(税込9,240円)

【素材】ポリエステル、ナイロン、レーヨン、ポリウレタン

サイズ	バンド寸法	サイズ	バンド寸法
SS	6cm×35cm	L	8cm×50cm
S	6cm×40cm	LL	8cm×55cm
M	8cm×45cm	3L	8cm×60cm

足首の安定した圧迫固定に

- フィギュアエイトの効果に応用
- 適度な伸縮性で足首をしっかり固定、重心がブレにくい
- 面ファスナー接着で着脱簡単、左右兼用



8の字バンド付アーチパッド ソフラウルフアー® アーチ ローパッド

商品コード KK-915

ベージュ(5枚)

商品コード KK-916

ネイビー(5枚)

各11,250円(税込12,375円)

【素材】本体：ポリエステル・ナイロン・レーヨン・ポリウレタン
パッド：ポリウレタンスポンジ

サイズ	規格	足サイズ(参考値)
S	8cm×45cm	22.0~24.0cm
M	8cm×50cm	23.0~25.0cm
L	8cm×55cm	24.0~26.0cm
LL	8cm×60cm	25.0~27.0cm

アーチの崩れによる足のトラブルに

- 面ファスナーで簡単着脱
- 二峰性アーチパッドにより、歩行を補助
- 靴を履かない場面の使用でも効果的



CM関節固定バンド ソフラウルフアー® CM

商品コード KN-745

フリー(手首周り12cm~20cm)1枚入り

商品コード KN-745XL

XL(手首周り16cm~24cm)1枚入り

各2,350円(税込2,585円)

CM関節 固定バンド

こんな時に
オススメ

- タオルを絞る、強くつまむ、握ったりする時に痛む
- 赤ちゃんを抱っこする時
- スマートフォン、キーボード使用時

テーピングとサポーターの効果を併せ持ち、安定した圧迫固定が得られます。

- ソフトな素材で構成されているため、日常生活動作(ADL)を制限しません。
- 手首の留め部分がセパレートタイプなので、サポート力を自在に調整できます。
- 母指の対立位を効果的に保持します。
- 母指IP関節(末節と中節の関節)の運動を妨げません。
- 抗菌加工済みです。
- 左右兼用で、面ファスナー接着により着脱も簡単に行えます。



サムフィット®・CM

商品コード KK-795A

グレー(1コ)

商品コード KK-795B

ブラック(1コ)

サイズ	手首周囲	母指周囲
S	14.0~15.5cm	5.5~6.5cm
M	15.5~17.0cm	6.0~7.0cm

各2,250円(税込2,475円)

良肢位を保持する構造

- 本体の立体縫製構造、内蔵のパッド・ステータによる支持、母指ストラップの締結で良肢位の保持を実現します。

生活動作を妨げにくい装着を提供

- 健康女性22名を対象とした母指外転角度の計測試験において、掌側外転角度は装着前より広がることを確認しています。



アングルクロス

商品コード KK-796A

ブラック(1枚)

商品コード KK-796B

ベージュ(1枚)

適応範囲(足長)	幅×長さ
21~30cm	8cm×55cm

各1,200円(税込1,320円)

テーピングとサポーターの機能を融合。

足関節の不安定性を制御するテーピングコンセプトを取り入れたサポーターです。さまざまな足型にフィットし、快適な装着感と優れた操作性を提供します。

簡単・スピーディーに装着

- 面ファスナーによる3ステップの簡単な操作でスピーディーに装着できます。
- フリーサイズで幅広いサイズに対応します。
- 患者さんの好みや衣類(くつ下やストッキング)に合わせて、ブラックとベージュの2色から選べます。

必要な保持と、手指動作の確保を両立。

母指を外転方向に開くことで、母指の対立動作・手関節動作を可能にします。

母指の良肢位保持、生活動作を妨げにくい設計、簡単装着を実現することで、装具の装着継続をサポートします。

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

ピカミバン

灸用品

検査測定

滅菌消毒

オイル

ベッド

治療室

ボスター

吸玉

治療器

温熱

健康管理

テーピング

治療補助

トレーニング

健康器具

開業準備

索引

サポーター（その他）



ベージュ

ネイビー

TFCC固定バンド
ソフラウルファー® TFCC商品コード KK-257A
フリー ピンク (5枚入)商品コード KK-257B 商品コード KK-257BX
フリー ネイビー (5枚入) XL ネイビー (5枚入)商品コード KK-257C 商品コード KK-257CX
フリー ベージュ (5枚入) XL ベージュ (5枚入)各 **11,250円** (税込 12,375円)【素材】ポリエステル、ナイロン、レーヨン、
ポリウレタン、ポリエチレン (ステア)

サイズ	手首回り
フリー	12cm ~ 20cm
XL	16cm ~ 24cm

※ピンクはフリーのみ

- 上部ベルトと下部ベルトに分かれているため、症状に合わせて適度な場所で固定可能
- 安定した伸縮生地。ソフトな素材で手首以外に負担をかけずADLを制限しない
- 面ファスナーで簡単装着。左右兼用

2本のステーで、効果的な
尺屈・背屈の可動制限が
可能

ブルー

ブラック

上腕骨外側上顆炎用サポーター
テニスエルボー
サポーター


商品コード KJ-532

5個入

7,200円 (税込 7,920円)

種類	規格	
	前腕最大周囲	幅×長さ
A ブルー	20~27cm	3cm×40cm
C ブラック	20~27cm	3cm×40cm

- パッドで上腕骨外側上顆への牽引力を弱め、患部の安静を保ちます。
- 厚みのあるパッド形状で、長時間の装着でも血流を阻害しません。
- リングを通して止めるだけで、簡便に装着ができます。



ピンク

ブルー

ホワイト

ブラウン

骨盤カーナ
バンド
カラータイプ

商品コード KJ-732A

ピンク

商品コード KJ-732B

ブルー

商品コード KJ-732C

ホワイト

商品コード KJ-732E

ブラウン

各 **4,500円**
(税込 4,950円)

穴あきタイプのみ



サイズ	骨盤回り
SS	70 ~ 80cm
S	80 ~ 90cm
M	90 ~ 100cm
L	100 ~ 110cm
LL	110 ~ 120cm

DX 骨盤
カーナバンド
メッシュ


商品コード KJ-198

3,800円 (税込 4,180円)

幅：(約) 10cm

むれない
においがいい
目立たない

サイズ	適応サイズ(骨盤周り)
S	60cm ~ 75cm
M	75cm ~ 90cm
L	90cm ~ 105cm
LL	105cm ~ 120cm

エアロビクス・トレーニング・ダイエットなどに
ファッショナブルにご使用できます。

補助ベルト 幅：10cm 骨盤ベルト部



補助ベルトで固定力を調整

腰が曲げやすい
骨盤ベルトタイプ

- 補助ベルトで強力にサポートできる骨盤ベルトです。
- 調節しやすく女性でもらくらく装着
- メッシュタイプでムレにくく、快適
- ストレッチ性に優れた、弾性繊維使用

【サイズ採寸部位】ヒップ

山田式
骨盤ストロングベルト

商品コード KK-611M

M (ヒップ 82 ~ 97cm)

商品コード KK-611L

L (ヒップ 92 ~ 107cm)

商品コード KK-611LL

LL (ヒップ 102 ~ 117cm)

各 **3,080円** (税込 3,388円)

商品コード KK-6113L

3L (ヒップ 112 ~ 127cm)

4,180円 (税込 4,598円)

骨盤を強力固定!

骨盤周りの筋肉や
靱帯の代わりに
しっかりサポート

- 骨盤をしっかり固定したい方に
- 仕事で腰を酷使するときに
- 女性でもらくらく装着補助ベルト

山田式
骨盤コンディショニング
ベルト

商品コード KK-245

3,080円 (税込 3,388円)


サイズ	ヒップ
M	82cm ~ 97cm
L	92cm ~ 107cm
LL	102cm ~ 117cm





ハード

弾力性のある
特殊樹脂ステー4本 (15cm×4本)



**4本のステーと補助ベルトで
がっちり固定**

- 上下対称の形状で使いやすい
使いやすい合わせ向きで装着可能
- 伸縮性のある生地で腰にフィット
- 4本の樹脂ステーで、がっちりサポート

**腰部固定帯
ランバック®**

商品コード KN-946

ブラック

2,310円(税込2,541円)


サイズ	腰まわり
S	65～75cm
M	75～90cm
L	90～105cm
LL	105～120cm

素材：ナイロン・綿・ゴム・
ポリエステル・ポリウレタン・
ABS樹脂(ステー)



ソフト

追従性のある
特殊樹脂ステー2本 (18cm×2本)



軽量メッシュで快適、補助ベルトが固定力UP

- 軽くてソフトな着心地
- 通気性のあるメッシュタイプ
- 2本のステーがしっかりサポート

**腰部固定帯
ランバック® ソフトⅡ**

商品コード KL-010

ブラック

商品コード KL-011

ホワイト

各2,500円(税込2,750円)


サイズ	腰まわり
S	65～75cm
M	75～90cm
L	90～105cm
LL	105～120cm
3L	120～135cm

素材：ナイロン・ポリエステル・
ポリウレタン・樹脂(ステー)



薄手

ウレタンステー2本



**肌着感覚の薄さでしっかりと固定、
着衣に響かない軽くてしなやかな生地**

- 着けていることが気にならない薄さで、体の動きへの追従性も抜群です。
- 補助ベルトは薄手ながら適度なサポート力のあるオリジナル編み形状。
- 薄手の発泡樹脂ステーは取り外しも可能。
- 肌側の縁に付いた滑り止めですり落ちることなくしっかりとフィットします。

**腰部ベルト
ランバック® スリム**

商品コード KK-918

ブラック

商品コード KK-917

ベージュ

各4,000円(税込4,400円)

サイズ	腰まわり
S	65～75cm
M	75～90cm
L	90～105cm
LL	105～120cm

素材：ナイロン・ポリウレタン・
その他


ランバックスリムはとても軽量です。

ランバックスリム 従来品Mサイズ
Mサイズ

約95g

約166g

※従来品と比べ約43%の軽量化



- 強力弾性素材と立体デザインが腰部を適確にサポートします。
- 補助ベルトにより腹圧をさらに上昇させます。
- 金属ステーが効果的にサポートします。

金属ステー付

補助ベルト付

**腰部固定帯
ヤック®**

商品コード KJ-771

2,500円(税込2,750円)

サイズ	腰回り
S	65cm～75cm
M	75cm～90cm
L	90cm～105cm
LL	105cm～120cm

主な素材：綿・ポリエステル・ナイロン・
ポリウレタン・金属ステー

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

カミバン
ピンセット

もぐさ
灸用品

検査測定

滅菌消毒

オイル
クリーム

ベッド
マクラ

治療室
設備

模型
ポスター

吸玉

治療器

温熱

健康維持
管理

テーピング
用品

治療補助
用品

トレーニング

健康器具

開業準備

索引



マックスベルト me (エミー) 2


商品コード KJ-741

1,800円 (税込 1,980円)

サイズ	適用範囲(胸囲)	サイズ	適用範囲(胸囲)
SS	55～65cm	LL	95～105cm
S	65～75cm	3L	105～115cm
M	75～85cm	4L	115～125cm
L	85～95cm	5L	125～135cm

メッシュタイプのスタンダードモデル

- 汎用性の高いメッシュタイプ。
- 腰にフィットしやすい2本のS字軽量ステープ採用。
- 2種類のメッシュ素材を組み合わせ、通気性を向上。
- 補助ベルトで圧迫力の調節が可能。



マックスベルト me (エミー) ブラック

商品コード KK-687

1,800円 (税込 1,980円)

サイズ	適用範囲(胸囲)	サイズ	適用範囲(胸囲)
SS	55～65cm	LL	95～105cm
S	65～75cm	3L	105～115cm
M	75～85cm	4L	115～125cm
L	85～95cm		

スポーティなブラックで
日常生活を快適に

- 背当て部と前合わせ部に硬質メッシュ素材を採用し、腰部をしっかりサポート。
- スポーティなブラック色。
- 製品全体にメッシュ素材を使用し、ムレにくく爽やかな装着感。
- 背部には2本のS字軽量ステープを採用し、支持力を向上。
- 補助ベルト付き。



マックスベルト se

商品コード KJ-126

2,300円 (税込 2,530円)

サイズ	適用範囲(胸囲)	サイズ	適用範囲(胸囲)
S	65～75cm	3L	105～115cm
M	75～85cm		
L	85～95cm		
LL	95～105cm		

骨盤部分も圧迫し、腰部全体をカバー

- 腰にフィットするS字軽量ステープ。
- 腹腔圧上昇効果が高める補助ベルト。
- ムレにくい快適な装着感。
- 骨盤ベルト付き。



マックスベルト me (エミー) 3


商品コード KJ-134

2,300円 (税込 2,530円)

サイズ	適用範囲(胸囲)	サイズ	適用範囲(胸囲)
SS	55～65cm	LL	95～105cm
S	65～75cm	3L	105～115cm
M	75～85cm	4L	115～125cm
L	85～95cm	5L	125～135cm

フィット性を高めた
しっかりサポートタイプ

- 背部に立体的にカットした硬質メッシュを採用し、腰部をしっかりサポート。
- 腰にフィットしやすい2本のS字軽量ステープ採用。
- 補助ベルトで圧迫力の調節が可能。



デラックス腰痛帯

商品コード KJ-130

5,000円 (税込 5,500円)

前幅: (約) 17cm
後幅: (約) 21cm

サイズ	腰まわり
S	65～75cm
M	75～85cm
L	85～95cm
LL	95～105cm

- 2本のV型補助ベルトにより腹圧と腰部の固定力が一層高くなっています。
- プラスチック曲線スティン

ソルボ
中殿筋サポーター
メッシュ薄型

商品コード KK-559

6,200円 (税込 6,820円)

サイズ	骨盤上部周囲サイズ
S	75～85cm
M	85～95cm
L	95～105cm

固定型なのに薄型・軽量
腰痛対策・歩行改善
サポーター【本体】ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
【パッド(ソルボ)】ポリウレタンアウターにも響かず、薄型・軽量・高通气
パワーメッシュ生地採用

弾力性があり、フィット性・圧力性に優れ、さらに通気性がよく速乾性もあるため、夏でも蒸れにくい快適です。

ソルボ
ヒッププロテクター

商品コード KK-299

9,000円 (税込 9,900円)

サイズ	ヒップ周り
S	68～78cm
M	78～88cm
L	88～96cm
2L	98～108cm

日常生活や介護を必要とする方に
転倒による怪我の不安を和らげる
ヒッププロテクター

ソルボセインが転倒時の衝撃を吸収、拡散させ大腿骨頸部(だいたいこつけいぶ)への衝撃を緩和!




医療の現場で使用されている

衝撃吸収素材『ソルボセイン』

- 衝撃を吸収
- ねじれやズレを吸収
- 体圧を分散
- 長時間からだにやさしい

※当製品はソルボセイン(ポリウレタン樹脂)の発泡体である「ソルボフォーム」を使用しています



〈ここが便利〉

- 衣服の外側にも、内側にも装着可能。
- 普段の暮らしに、介護に使いやすい設計。
- 面ファスナーで装着楽しく、巻いて留めるだけ



サクロライト・DX (補助ベルト付腰部固定帯)

商品コード KJ-751

1,870円 (税込2,057円)

前幅：(約) 12.5cm 後幅：(約) 20cm

種類	規格	
	腰回	ウエスト回
S	65～80cm	55～70cm
M	75～90cm	65～80cm
L	85～100cm	75～95cm
LL	95～110cm	85～105cm
3L	105～120cm	95～115cm
4L	115～130cm	105～125cm

※サイズの選定は腰回を基準とし、ウエスト回は目安としてください。
※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。

- 前屈・回旋が可能な幅狭設計と柔らかな腹部素材を採用しています。2本のアルミステーが腰部をしっかりサポートします。
- 薄く通気性のあるメッシュ素材でムレにくく、軽量のため長時間にわたる装着の負担を軽減できます。
- 背部素材の伸長率を各位置で変化させ、フィット性を高めています。
- 腹圧上昇を促進する補助ベルト付きです。



腰部固定帯 サクロフィックス®

商品コード KJ-176


2,530円 (税込2,783円)

前幅：(約) 12.5cm 後幅：(約) 20cm

種類	規格	
	腰回	ウエスト回
S	65～80cm	55～70cm
M	75～90cm	65～80cm
L	85～100cm	75～95cm
LL	95～110cm	85～105cm

※サイズの選定は腰回を基準とし、ウエスト回は目安としてください。
※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。

- 2本のアルミステーが腰部を的確にサポートします。
- フィット性を向上させる腹部の2分割構造により、容易な腹圧調整が可能です。
- 背部素材に優れた通気性を提供するスパンラッセル生地を採用しています。



サクロアクティブ・DX (補助ベルト付腰部固定帯)


商品コード KK-749

2,860円 (税込3,146円)

種類	規格	
	腰回	ウエスト回
S	65～80cm	55～70cm
M	75～90cm	65～80cm
L	85～100cm	75～95cm
LL	95～110cm	85～105cm
3L	105～120cm	95～115cm

- 本体生地に吸汗性・発散性に優れた素材を採用し、快適な装着感を実現。
- 背部素材の伸長率を各位置で変化させ、フィット性を向上。
- 補助ベルトと2本のアルミステーが腰部を的確にサポート。

補助ベルト アルミステー
通気性 吸汗・発散性



サクロデラックス (補助ベルト付腰部固定帯)

商品コード KJ-750

2,860円 (税込3,146円)

前幅：(約) 15cm
後幅：(約) 22.5cm

種類	規格	
	腰回	ウエスト回
S	65～80cm	55～70cm
M	75～90cm	65～80cm
L	85～100cm	75～95cm
LL	95～110cm	85～105cm

※サイズの選定は腰回を基準とし、ウエスト回は目安としてください。
※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。

- フィット性を向上させる腹部の2分割構造により、容易な腹圧調整が可能です。
- 腹圧上昇を促進する補助ベルトと4本のアルミステーが腰部をしっかりサポートします。
- 背部素材に、優れた通気性を提供するスパンラッセル生地を採用しています。



ワイドコルセット メッシュタイプ

商品コード KK-797

黒 (1枚入)


サイズ	適応サイズ (ウエストサイズ)
S (S～M)	65～85cm
M (M～L)	80～105cm

各2,980円 (税込3,278円)

材質：ナイロン・ポリウレタン・ポリエステル・レーヨン・天然ゴム・アルミプレート

こんな方におすすめします

- 立ち仕事・デスクワークなど、長時間同じ姿勢を続ける方の疲労防止に
- 重い荷物を運ぶ作業をされる方



激しい動きにもズレにくい 「Wベルト構造」

本体ベルトと補助ベルトのWベルトタイプ。腰をしっかり固定してサポートします。

「メッシュ素材」なのでムレにくい

全体にメッシュ素材を使用していて通気性がよく、ムレを防ぎます。

「幅広ベルト」で安心サポート

背中部分の幅が広く、中央部分にアルミステーが入っているので、安定して腰を支えます。



らくらくワンタッチ 腰ベルト

商品コード KK-798

1枚入

サイズ	適応サイズ (ウエストサイズ)
S (S～M)	約65～85cm
M (M～L)	約80～105cm

各3,000円 (税込3,300円)

こんな方におすすめします

- 立ち仕事・デスクワークなど、長時間同じ姿勢を続ける方の疲労防止に最適
- 日常生活や運動時に不安を感じる方



ワイドサポート機能

二重の織リゴム生地をずらせば、腰から骨盤まで広範囲をサポートします。

シンプル構造

面ファスナーを前で留めるだけで、誰にでも、わかりやすく簡単に装着できます。

コンパクト仕様

コルセットタイプのベルトに比べて小さくまとまるので、どこにでも携帯しやすいです。

爽やか素材

通気性の良い素材を使用していますので、オールシーズン快適にご使用いただけます。

胸部用コルセット



男女兼用

V字カット形状

本体と伸縮ストラップの結合部分をV字形状にし、製品上下端の圧迫力を高めることで、ずれ落ちにくい設計です。

2分割構造

前合わせ部に2分割構造を採用しました。体型や症状に合わせた圧迫力の微調整が可能です、フィットしやすい形状です。

本体生地に抗菌・防臭加工

サポーター本体の生地には、抗菌・防臭加工を施した通気性の良い素材を使用しています。

メッシュ素材採用

前合わせ部は薄いメッシュ素材を使用し、かさばりを軽減しています。


リブバンドフィット

(胸部固定帯)

商品コード KK-215

種類	参考適用範囲	税抜(税込)
S	60cm～80cm	1,500円(1,650円)
M	80cm～100cm	1,600円(1,760円)
L	100cm～120cm	1,700円(1,870円)
LL	120cm～140cm	1,800円(1,980円)
3L	140cm～160cm	1,900円(2,090円)

- 前合わせ部を2分割にし、圧迫力の微調整が可能。
- メッシュ素材でかさばりをおさえた快適な装着感。



- ◎肌にあたる部分の素材はソフトなパイル地を使用。
- ◎優れた吸湿性、通気性を備えています。
- ◎女性向きに乳房を圧迫しないタイプも揃っています。

〔主な用途〕

- 肋骨骨折時の固定
- ギプス固定後の安静保持
- 肋骨神経痛、肋膜炎などによって生じる痛みの緩和
- 胸部外科手術後の圧迫、固定
- 胸部挫傷

リブバンド

(肋骨固定帯)

商品コード KJ-181

商品コード KJ-182

一般用

女性用

種類	適用範囲	税抜(税込)
SS	55cm～70cm	1,400円(1,540円)
S	70cm～85cm	1,500円(1,650円)
M	85cm～100cm	1,600円(1,760円)
L	100cm～120cm	1,700円(1,870円)
LL	120cm～140cm	1,800円(1,980円)
3L	140cm～160cm	1,900円(2,090円)
M	60cm～75cm	1,600円(1,760円)
L	75cm～90cm	1,700円(1,870円)
LL	90cm～105cm	1,800円(1,980円)
3L	105cm～120cm	1,900円(2,090円)

バストバンド・エース
(胸部固定帯)

商品コード KJ-168

種類	規格		税抜(税込)
	胸囲	長さ×幅(最大)	
S	59～79cm	76cm×20cm	1,540円(1,694円)
M	77～97cm	92cm×20cm	1,650円(1,815円)
L	95～115cm	109cm×20cm	1,760円(1,936円)
LL	113～133cm	125cm×20cm	1,870円(2,057円)
3L	131～151cm	145cm×20cm	1,980円(2,178円)

※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。

- ズレを防ぎ、フィット性を高める伸縮部2分割構造で、圧迫力の調整も可能です。
- 装着補助フックにより、胸着を容易にします。
- 面ファスナー部に軟性プラスチック板を内蔵し、伸縮部のねじれ、しわ等を防ぎます。

バストバンド・デラックス
(高級胸部固定帯)

商品コード KJ-167

2,750円(税込3,025円)

種類	規格	
	胸囲	長さ×幅(背部)×幅(前部)
A男性用	65～110cm	100cm×17cm×17cm
B女性用(左)	65～110cm	100cm×17cm×11cm
C女性用(右)	65～110cm	100cm×17cm×11cm

※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。

アドール®E
(胸部固定帯)

商品コード KK-750

種類	胸回り	税抜(税込)
S	70cm～85cm	
M	85cm～100cm	1,850円(2,035円)
L	100cm～120cm	
LL	120cm～140cm	2,250円(2,475円)

- 面ファスナー留め部分が上・下セパレートになっているので、圧迫力を自在に調整できます。
- 伸縮部分には強力弾性素材を採用しています。
- 非伸縮部分の肌側にはソフトな綿素材を採用しています。
- 留め部分ストラップ付。取り付け、取り外しの時はストラップを持つと便利です。

アドール®女性用
(胸部固定帯)

商品コード KJ-186

2,500円(税込2,750円)

種類	胸回り
S	65cm～80cm
M	80cm～95cm
L	95cm～105cm
LL	105cm～115cm

- 女性用として設計されているため、乳房を圧迫することなく固定ができます。



クラビクルバンド・II (鎖骨固定帯)

商品コード KK-562



種類	規格		税抜(税込)
	胸囲	適応対象	
SS	45～55cm	小児	2,200円(2,420円)
S	50～65cm	小児	2,750円(3,025円)
M	60～80cm	成人	3,850円(4,235円)
L	80～100cm	成人	4,400円(4,840円)
LL	100～130cm	成人	4,400円(4,840円)

※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。

- クッション性が高く曲線形状の肩パッドにより、腋窩への不快な当たりを軽減します。
- 可動式の背部ベルトが装着時のズレを防ぎ、体型に合わせた的確な保持を実現します。
- 留め具部分などはすべてプラスチック素材を採用。装脱したままMRI検査が可能です。



クラビクルブレース (鎖骨固定帯)

商品コード KJ-742

種類	参考適用範囲		税抜(税込)
	男性(胸囲)	女性(アンダーバスト)	
3S	40～50cm	40～50cm	2,600円(2,860円)
SS	50～60cm	50～60cm	2,600円(2,860円)
S	60～70cm	60～65cm	2,600円(2,860円)
M	70～85cm	65～80cm	3,600円(3,960円)
L	85～115cm	80～115cm	3,600円(3,960円)
LL	115～150cm	115～150cm	3,600円(3,960円)

※男性は胸囲、女性はアンダーバストをお測りください。

- 厚手のストラップクッションを採用し、腋窩の圧迫を軽減した形状。
- 角度調整面ファスナーにより肩幅に合わせて角度調節が可能。
- アジャスターと面ファスナーを組み合わせたダブルストッパー構造。
- 背当てにプラスチックステーターを入れることでよれにくい仕様に。
- 金属パーツ不採用。



シグマックス アームスリング (腕つり)

商品コード KN-959

1,100円(税込1,210円)

種類	種類	適用参考値(前腕長)
A	一般用	20cm～30cm
B	子供用	～20cm

- 一人でも簡単装着。安定した患部の保持、安静に。
- 通気性に優れた薄い素材を使用し、かさばりを軽減。
- 装着時の肘形状に合わせた本体設計でフィット性を向上。
- 荷重のかかる肘と手首部分は、それぞれ二重構造とストラップで補強。
- 左右兼用。
- 子供用サイズを用意。



アームポトランス (腕吊り)

商品コード KN-738

2,700円(税込2,970円)

種類	種類	腕袋
A	S(小人用)	タテ15cm×ヨコ32cm
B	L(大人用)	タテ19cm×ヨコ42cm

- 肩から肘までの距離を一定に保つ腕吊り用バンドです。
- 装着・調整が片手ででき通気性もよく、ムレません



ニープレース・FX (軽度屈曲位膝関節固定帯)


商品コード KN-850

8,800円(税込9,680円)

種類	大腿周囲	長さ
S	33～40cm	49.5cm
M	40～47cm	49.5cm
L	47～54cm	49.5cm
LL	54～61cm	49.5cm
3L	61～68cm	49.5cm

※大腿周囲は膝蓋骨中心の上15cmの周径です。
※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。

- 軽度屈曲位での膝関節固定が簡便に行えます。
- 前部のオーバーラップが大きく、アイシングとの併用が可能です。
- 肌側生地に綿パイルを使用することで、快適な肌触りを提供します。



プレパンツ (腰部・大腿部用サポーター)


商品コード KJ-200

4,400円(税込4,840円)

種類	ヒップ周囲	大腿周囲
S	60cm～75cm	40cm～45cm
M	75cm～90cm	45cm～51cm
L	90cm～110cm	51cm～58cm
LL	110cm～130cm	58cm～65cm

※ヒップ周囲を基準とし、大腿周囲は目安としてください。

- 腰部と大腿部の側面にそれぞれ2本の面ファスナーを配置して圧迫力の調整が可能。
- 高い通気性と弾力性のある生地を用いることで快適装着を実現。
- 左右兼用で使えるフレキシブルな構造を採用。



鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

カミバン
セット

もぐさ
灸用品

検査・測定

滅菌・消毒

オイル
クリーム

ベッド
マクラ

治療
室設備

ボス
タイプ

吸玉

治療
器

温熱

健康維持
管理

テーピング
用品

治療補助
用品

トレーニング

健康器具

開業準備

索引

頸部用コルセット

頸部固定帯
ドルフ® ソフト2号商品コード KK-919A ページュ
商品コード KK-919B ブラック

価格 お問い合わせ下さい

種類	規格
S	高さ7.5cm 首廻り30cm~35cm
M	高さ8cm 首廻り36cm~41cm
L	高さ8cm 首廻り42cm~47cm

- ソフトなウレタンを使用した頸椎固定用シーネ
- 頸部を固定し、損傷部への負担軽減
- 洗濯できるカバー付

ソフトウレタン製

軽量でスタンダードな1枚タイプ。

頸部固定帯
ドルフ® ソフト小児

商品コード KK-919C


価格 お問い合わせ下さい

規格
Type1 高さ7cm 首廻り25cm~40cm

- 小児用(対象年齢目安:3~12歳迄)
- 洗濯可

ソフトウレタン製

小児用

ポリネックハード
(頸椎固定用シーネ)


商品コード KJ-170

4,400円(税込4,840円)

- 預高の低い患者様をはじめ、さまざまな頸椎の形状にフィットします。
- 全面に設けた小孔により、通気性を高め、快適な装着感を提供します。
- 最大3.5cmまでの高さ調節により、安定性を保持できます。

	種類	規格	
		頸囲	高さ
KJ-170B	L	35~43cm	8.0~11.5cm
KJ-170C	M	30~38cm	7.5~10.5cm
KJ-170D	S	26~32cm	6.5~8.5cm

※サイズの選定は頸囲を採寸し決定します。
※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。
[クラス1]

ポリネックソフト・P
(頸椎固定用シーネ)


商品コード KK-751

2,310円(税込2,541円)

- 3層発泡体構造により、ソフトな肌当りで頸椎を固定するソフトタイプです。
- 着脱可能なオーバーカバーは洗濯可能なので清潔に使用できます。

	種類	規格	
		頸囲	高さ
KK-751A	LL	40~46cm	9.0cm
KK-751B	L	35~41cm	9.5cm
KK-751C	M	30~36cm	9.5cm
KK-751D	S	26~31cm	8.5cm

※サイズの選定は頸囲を採寸し決定します。
※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。

ポリネックライト
(頸椎固定用シーネ)


商品コード KK-561

1,870円(税込2,057円)

- 柔軟で弾性があるウレタン芯材でライトな支持感が得られます。
- 芯材に小孔を開け、通気性を高めてムレを低減します。
- 後部固定部分を長くとり、止め易さと外れにくさに優れています。

	種類	規格	
		頸囲	高さ
KK-561L	L	35~41cm	8.0cm
KK-561M	M	30~36cm	8.0cm
KK-561S	S	26~31cm	8.0cm

※サイズの選定は頸囲を採寸し決定します。
※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。

カラーキーパー
(頸椎固定シーネ)


商品コード KJ-184

2,200円(税込2,420円)

ソフトな装着感と的確な固定力で、多くの症例に幅広く対応。

- ポリエチレンフォームとポリウレタンフォームの2種類の素材を採用することでソフトな装着感と適度な固定力を両立。
- 内側の芯材には抗菌防臭・消臭加工をほどこしたポリウレタンフォームを使用。
- 形状安定樹脂を内蔵して予め丸みをつけた形状にすることでスムーズな装着が可能。
- 本体表面には肌触りのよい綿素材を採用。洗濯がしやすい取り外し可能なカバー付き。
- ソフトタイプ
- ステイ付き

種類	適用範囲 (首回り)	高さの目安 (製品本体中心)
SS	25cm~30cm	7.5cm
S	30cm~35cm	8.0cm
M	35cm~40cm	8.5cm
L	40cm~45cm	8.0cm

カラーキーパー・U
(頸椎固定シーネ)

商品コード KJ-184B

1,700円(税込1,870円)

長時間の装着も気にならず、軽症時に最適なタイプ。

- 通気孔を設けてムレにくい仕様。
- 本体表面には肌触りのよい綿素材を採用。本体を丸洗いすることが可能。
- 芯材には抗菌防臭・消臭加工をほどこしたポリウレタンフォームを使用。
- ソフトタイプ

種類	適用範囲 (首回り)	高さの目安 (製品本体中心)
S	30cm~35cm	8.0cm
M	35cm~40cm	8.5cm
L	40cm~45cm	8.0cm

カラーキーパー・ハード
(頸椎固定シーネ)

商品コード KJ-184C

4,000円(税込4,400円)

頸にフィットして頸部をしっかり固定。高さ調節もOK。

- 2枚のシートを上下にずらして高さの微調整が可能。
- 面ファスナーのとめ部分は外れにくいダブルストッパー方式。
- 芯材には通気孔を設けることでムレにくい快適仕様。
- ホルムアルデヒドの含有量をベビー用品の基準以下で実現。

種類	適用範囲 (首回り)	高さの目安 (製品本体中心)
S	30cm~35cm	8.0cm~9.5cm
M	35cm~40cm	8.5cm~10.0cm
L	40cm~45cm	8.0cm~9.5cm

カラーキーパー・メッシュ
(頸椎固定シーネ)

商品コード KJ-184D

4,500円(税込4,950円)

装着時の快適性を重視した、ムレにくいメッシュ仕様。

- 通気性に優れたメッシュ素材を採用。
- 2枚のシートを上下にずらして高さの微調整が可能。
- 面ファスナーのとめ部分は外れにくいダブルストッパー方式。
- ホルムアルデヒドの含有量をベビー用品の基準以下で実現。

種類	適用範囲 (首回り)	高さの目安 (製品本体中心)
S	30cm~35cm	8.0cm~9.5cm
M	35cm~40cm	8.5cm~10.0cm
L	40cm~45cm	8.0cm~9.5cm

圧迫圧をセレクトできるストッキング アンシルク® シリーズ

日本人体型データに基づくサイズ設計により、日常生活での静脈還流をサポートします。



アンシルクシリーズは、日本人の体型データに基づいて設計した医療用弾性ストッキングです。足首の圧迫圧を最大とし、大腿部に向けて段階的に圧迫圧を減少させるC&G(Compression&Gradation)構造により、下肢静脈血流を促進。高いフィット性で日常的に心地よく履き続けられます。

一般医療機器

日本生まれのアンシルクシリーズだから、履き続けられる理由があります。

1 日本人体型に基づく高いフィット性

日本人の体型データの分析と研究から設計、開発。高いフィット性で快適な装着をもたらし、脚の各部位を的確に圧迫して、下肢静脈血流を促進します。

2 柔らかく履きやすい生地を使用

伸縮性のある柔らかな生地を採用。力の弱い女性や高齢者の方でも着脱しやすくなっています。

3 豊富なラインアップ

1980年の誕生以来、30年以上にわたり日本人の脚を見つめてきたアンシルクシリーズ。患者さんの要望に合わせて幅広く選択できる、豊富なラインアップをそろえています。

圧迫圧
19 hPa
14 mmHg

ベージュ ブラック ボルドー

つま先あり

アンシルク・1 ハイソックス (1足)
(弾性ストッキング)

種類	規格		税抜(税込)
	足首周囲	ふくらはぎ周囲	
ナチュラルベージュ	KK-799A L	21~25cm 36~42cm	2,940円 (3,234円)
	KK-799B M	19~23cm 32~38cm	
	KK-799C S	17~21cm 28~34cm	
ブラック	KK-799D L	21~25cm 36~42cm	
	KK-799E M	19~23cm 32~38cm	
	KK-799F S	17~21cm 28~34cm	
ボルドー	KK-799G L	21~25cm 36~42cm	
	KK-799H M	19~23cm 32~38cm	
	KK-799I S	17~21cm 28~34cm	

圧迫圧
27 hPa
20 mmHg

ライトブラウン ブラック

つま先あり

アンシルク・2 ハイソックス (1足)
(弾性ストッキング)

- 足首の圧迫力は27hPa(20mmHg)で、中程度の圧迫が得られます。
- 膝下丈タイプなので、くつ下感覚で着用できます。
- カラーはライトブラウンとブラックの2色から選択できます。

○ ナイロン + ○ ポリウレタン

○ ナイロン + ○ ポリウレタン

種類	規格		税抜(税込)
	足首周囲	ふくらはぎ周囲	
ライトブラウン	KK-565A LL	23~27cm 40~46cm	3,470円 (3,817円)
	KK-565B L	21~25cm 36~42cm	
	KK-565C M	19~23cm 32~38cm	
	KK-565D S	17~21cm 28~34cm	
	KK-565E SS	15~19cm 24~30cm	
ブラック	KK-565F LL	23~27cm 40~46cm	
	KK-565G L	21~25cm 36~42cm	
	KK-565H M	19~23cm 32~38cm	
	KK-565I S	17~21cm 28~34cm	
	KK-565J SS	15~19cm 24~30cm	

圧迫圧
27 hPa
20 mmHg

ライトブラウン ブラック

つま先あり

アンシルク・2 ストッキング
(弾性ストッキング)

- 足首の圧迫力は27hPa(20mmHg)で、中程度の圧迫が得られます。
- 耐久性に優れた素材を使用、下肢の各部位を的確に圧迫します。
- カラーはライトブラウンとブラックの2色から選択できます。

○ ナイロン + ○ ポリウレタン

○ ナイロン + ○ ポリウレタン

種類		規格			税抜(税込)
		足首周囲	ふくらはぎ周囲	大腿周囲	
両足用	KK-566A	LL 23～27cm	40～46cm	55～64cm	3,990円 (4,389円)
	KK-566B	L 21～25cm	36～42cm	50～59cm	
	KK-566C	M 19～23cm	32～38cm	47～56cm	
	KK-566D	S 17～21cm	28～34cm	44～53cm	
	KK-566E	SS 15～19cm	24～30cm	40～49cm	
	KK-566F	LL 23～27cm	40～46cm	55～64cm	
	KK-566G	L 21～25cm	36～42cm	50～59cm	
	KK-566H	M 19～23cm	32～38cm	47～56cm	
	KK-566I	S 17～21cm	28～34cm	44～53cm	
	KK-566J	SS 15～19cm	24～30cm	40～49cm	
片足用	KK-566K	LL 23～27cm	40～46cm	55～64cm	2,310円 (2,541円)
	KK-566L	L 21～25cm	36～42cm	50～59cm	
	KK-566M	M 19～23cm	32～38cm	47～56cm	
	KK-566N	S 17～21cm	28～34cm	44～53cm	
	KK-566O	SS 15～19cm	24～30cm	40～49cm	

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

カミバシセット

もくせき灸用品

検査測定

滅菌・消毒

オイル・クッション

ベッド・マクラ

治療室設備

モデル・ポスター

吸玉

治療器

温熱

健康管理・維持

テーピング用品

治療補助用品

トレーニング

健康器具

開業準備

索引

包帯・ホータイ巻器



綿パイル包帯N

商品コード 802-060 一反巻販売品 無漂白

種類	規格(幅×伸長)	入数	税抜(税込)
A	3裂 10cm×9m	3巻	
B	4裂 7.5cm×9m	4巻	
C	5裂 6cm×9m	5巻	
D	6裂 5cm×9m	6巻	
E	8裂 3.75cm×9m	8巻	
			1,270円 (1,397円)

純綿の耳付き包帯

●純綿の耳付き包帯でホツレません。



ウーリーナイロンタイII

商品コード 802-055

種類	規格(幅×伸長)	入数	税抜(税込)
A	3裂 10cm×9m	30巻	
B	4裂 7.5cm×9m	40巻	
C	5裂 6.0cm×9m	50巻	
D	6裂 5.0cm×9m	60巻	
			13,000円 (14,300円)

伸縮包帯(伸縮強度: やや強)

●ウーリーナイロンの柔らかい感触を生かし、1巻ずつ織り上げた伸縮包帯です。
●身体のような部位にも巻きやすく、適度に圧迫固定します。




レポSS

商品コード 802-039

種類	規格(幅×伸長)	入数	税抜(税込)
A	No.3 9cm×約9m	10巻	2,600円(2,860円)
B	No.4 7.5cm×約9m	10巻	2,150円(2,365円)
C	No.6 5cm×約9m	10巻	1,500円(1,650円)
D	No.8 3.5cm×約9m	10巻	1,100円(1,210円)

耳付伸縮包帯

●薄くてやわらかな伸縮包帯です。巻きやすく、ゆるまず、うつ血の心配も少ないです。
●蛍光増白剤は使用していません。
●ラテックスフリー



ハイスパン・E

商品コード KN-586

種類	規格	入数	税抜(税込)
A	2号 5.0cm×9.0m	10巻	1,180円(1,298円)
B	3号 7.5cm×9.0m	10巻	1,610円(1,771円)
C	4号 9.0cm×9.0m	10巻	1,820円(2,002円)

スパンデックス伸縮性包帯

●肘や膝などの屈曲部にもフィットし、体動を妨げません。
●薄手で巻きやすく、やわらかい肌触りです。
●機能性に加えて、経済性を考えたエコノミータイプです。




ハイスパン

商品コード KN-562

種類	規格	入数	税抜(税込)
A	2号 5.0cm×9.0m	10巻	1,500円(1,650円)
B	3号 7.5cm×9.0m	10巻	2,030円(2,233円)
C	4号 9.0cm×9.0m	10巻	2,460円(2,706円)

スパンデックス伸縮性包帯

●肘や膝などの屈曲部にもフィットし、体動を妨げません。
●表面の凹凸により、巻きずれしにくくなっています。
●肌触りがよく通気性にも優れています。



綿包帯(耳付)

商品コード	種類	規格	税抜(税込)
802-001	3裂	9m	
802-002	4裂	9m	
802-003	5裂	9m	
802-005	8裂	9m	
			11,300円 (12,430円)



Qタイα

商品コード 802-061

種類	規格	入数	税抜(税込)
A	L 9cm×9m	10巻	4,000円(4,400円)
B	M 7.5cm×9m	10巻	3,500円(3,850円)
C	S 5cm×9m	10巻	3,000円(3,300円)

伸縮包帯(伸縮強度: 普)

●肌触りがやさしく、巻き上がりがきれいな伸縮包帯



エラスコット

商品コード KN-555

種類	規格(幅×伸長)	入数	税抜(税込)
A	2号 5.0cm×4.5m	6巻	1,500円(1,650円)
B	3号 7.5cm×4.5m	6巻	2,140円(2,354円)
C	4号 10.0cm×4.5m	6巻	2,680円(2,948円)
D	7号 17.5cm×4.5m	6巻	4,490円(4,939円)

オールコットン弾力包帯

●綿100%で肌触りがよく、吸湿性に優れています。
●独自の強撚加工を施した綿糸が優れた弾力性を発揮します。
●強い固定力が必要とする場合に適しています。




ククロン

商品コード 802-023

種類	規格(幅×伸長)	入数	税抜(税込)
A	No.2 17.5cm×約4.5m	6巻	4,350円(4,785円)
B	No.3 10cm×約4.5m	6巻	2,600円(2,860円)
C	No.4 7.5cm×約4.5m	6巻	2,100円(2,310円)
D	No.6 5cm×約4.5m	6巻	1,500円(1,650円)

弾力包帯エコノミータイプ

●綿100%の強撚糸で治療に理想的な弾力性が、患部を効果的に圧迫します。


ホータイ巻器
1:1

商品コード KT-225

10,950円
(税込12,045円)

商品コード KT-225B

1:1用ハンドル

3,420円
(税込3,762円)ホータイ巻器
1:9

商品コード KT-226

42,000円
(税込46,200円)

商品コード KT-226B

1:9用ハンドル

3,500円
(税込3,850円)

ホータイ止

商品コード KN-568

(200ヶ入)

970円(税込1,067円)



伸縮ネット包帯

コンネット包帯25

商品コード 802-045

種類	規格		販売単位	税抜(税込)
	幅×伸長	適応部位		
A 0.5号	7mm×約25m	指(子供)	1箱	750円(825円)
B 1号	12mm×約25m	指(大人)	1箱	1,350円(1,485円)
C 1.5号	16mm×約25m	手	1箱	1,750円(1,925円)
D 2号	25mm×約25m	腕、足	1箱	2,400円(2,640円)
E 3号	32mm×約25m	肩、下腿、足	1箱	2,950円(3,245円)
F 4号	50mm×約25m	頭、大腿	1箱	3,900円(4,290円)
G 5号	60mm×約25m	胴、胸、腰	1箱	4,850円(5,335円)
H 6号	75mm×約25m	胴、胸、腰	1箱	5,000円(5,500円)
I 7号	80mm×約25m	胴、胸、腰	1箱	5,950円(6,545円)

- 伸縮性に富んだチューブ状包帯なので、当てガーゼなどをソフトに固定します。
- サイズが豊富で、どんな部位に対しても、固定・圧迫がスピーディにできます。
- サイズ別のカラー系が規格の判別を容易にします。
- ラテックスフリー



伸縮ネット包帯

プレスネット

商品コード KN-566

種類	規格		1箱入数	税抜(税込)
	幅×伸長	適応部位		
A 1号	0.7cm×25m	指	1巻	640円(704円)
B 1.5号	1.0cm×25m	指	1巻	860円(946円)
C 2号	1.6cm×25m	手、足	1巻	1,070円(1,177円)
D 3号	3.2cm×25m	腕、肩、下腿	1巻	1,820円(2,002円)
E 4号	4.2cm×25m	大腿	1巻	2,570円(2,827円)
F 5号	5.0cm×25m	頭	1巻	3,420円(3,762円)
G 6号	6.2cm×25m	胸、腹、腰	1巻	4,280円(4,708円)
H 7号	7.5cm×25m	体幹	1巻	5,030円(5,533円)

- 伸縮自在のチューブ状ネット包帯です。
- どの様な体格や部位にも使用できます。



弾力チューブ包帯

チュービコット

商品コード KN-565

種類	規格		1箱入数	税抜(税込)
	幅×実長	適応部位		
A 2号	6.5cm×5m	手、足	1巻	2,760円(3,036円)
B 3号	8.5cm×5m	腕、下腿	1巻	3,190円(3,509円)
C 4号	10.5cm×5m	膝、大腿S	1巻	3,640円(4,004円)
D 5号	12.5cm×5m	大腿	1巻	4,190円(4,609円)
E 6号	16.5cm×5m	胸S、腹S、腰S	1巻	5,070円(5,577円)
F 7号	20.5cm×5m	胸M、腹M、腰M	1巻	6,070円(6,677円)
G 8号	27.0cm×5m	胸L、腹L、腰L	1巻	7,390円(8,129円)

- ゴム系の優れた弾力性により、患部に適度な圧迫を与えます。
- 重ねてかぶせることで、圧迫強度や保温効果を調節できます。
- ゴム系は綿糸でカバーされているので、快適な肌触りです。



イワツキ 晒

商品コード 802-064

1,700円(税込1,870円)

33cm×10m
材質：綿
原産国：日本

- 綿100%で肌触りが良く、吸湿性に富んでいます。



1m×30cm



10m×30cm

ガーゼ

(日本薬局方ガーゼタイプ1)

商品コード 802-032A

1m×30cm (1枚)

150円(税込165円)

商品コード 802-032D

10m×30cm (1枚)

740円(税込814円)

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

カミバン・

ピンセット

もくき

灸用品

検査測定

滅菌消毒

オイル・

クリーム

ベッド・

マクラ

治療室

設備

模範・

ポスター

吸玉

治療器

温熱

健康維持・

管理

テレーン

用品

治療補助

トレーニング

健康器具

開業準備

索引

索引

索引

索引


索引

索引

索引

索引

ギプス・固定材



メトル® (小折りガーゼ)


商品コード 802-057

	サイズ	入数	税抜 (税込)
A	1号 (5cm×5cm)	100枚	850円 (935円)
B	2号 (5cm×7.5cm)	100枚	950円 (1,045円)
C	3号 (7.5cm×7.5cm)	100枚	1,200円 (1,320円)
D	4号 (7.5cm×10cm)	100枚	1,370円 (1,507円)
E	5号 (10cm×10cm)	100枚	1,900円 (2,090円)

三角巾 (フチトリ)



商品コード	サイズ	入数	税抜 (税込)
802-026M	95×95×135cm	1枚	500円 (550円)
802-026L	105×105×150cm	1枚	650円 (715円)
802026LL	125×125×180cm	1枚	900円 (990円)



ソフトスプリント

商品コード KN-719

(クラス1)

種類	製品規格 (巾×長さ)	1函入数	税抜 (税込)
5S	4.5cm×21.5cm	6本	4,080円 (4,488円)
4S	4.5cm×32.0cm	6本	
3S	6.0cm×41.0cm	6本	
SS	7.0cm×51.0cm	6本	
S	8.0cm×63.0cm	6本	5,700円 (6,270円)
M	9.0cm×72.0cm	6本	
L	10.0cm×83.0cm	6本	

副木とクッション材が一体化。 カバー不要で作業が効率的に。

- 必要な位置で折り曲げて装着でき、高い強度で患部を固定します。
- クランメルシーネをクッション材で包みこんでいるため、カバーは不要です。
- クッション材はやや堅めのラバー®とソフトウレタン。
- 副木の凹凸を肌に感じません。
- 肌との接触面に綿パイルを使用。吸湿性が高くソフトな肌触りです。



軟膏壺 (プラスチック製深型)

商品コード KH-501

	容量 (g)	φ (mm)	個装 (個入)	税抜 (税込)
A	5	29	100	1,700円 (1,870円)
B	10	36	100	2,100円 (2,310円)
C	20	42	100	2,700円 (2,970円)
D	30	42	100	3,500円 (3,850円)
E	50	55	100	5,400円 (5,940円)
F	100	55	50	4,050円 (4,455円)

キャップの色を下記よりご指定ください。

白 レッド ブルー イエロー グリーン ピンク 藤 オレンジ クリーム




アルフェンス (アルミ副子)


商品コード KN-709

(クラス1)

種類	規格	入数	税抜 (税込)
A	1号 1.5mm×40mm×400mm 腕用	6枚	4,910円 (5,401円)
B	2号 1.5mm×50mm×400mm 腕用	6枚	
C	3号 1.0mm×75mm×400mm 腕用	6枚	
G	10号 1.5mm×13mm×200mm 指用	24枚	4,380円 (4,818円)
H	11号 1.0mm×13mm×200mm 指用	24枚	
I	12号 1.5mm×18mm×400mm 指用	12枚	2,190円 (2,409円)
J	13号 1.5mm×25mm×400mm 指用	12枚	




- 指や手部の副子としてすぐれた固定力が得られます。
- 肌側のウレタンフォームにより、患部を優しく保護します。
- 固定部位や姿勢に合わせて、曲げ加工やハサミでの切断が可能です。



クランメルシーネ

商品コード KN-710

	規格	税抜 (税込)
A	D20mm×W60cm	800円 (880円)
B	D30mm×W100cm	1,090円 (1,199円)
C	D40mm×W100cm	1,150円 (1,265円)
D	D50mm×W100cm	1,200円 (1,320円)
E	D60mm×W100cm	1,280円 (1,408円)
F	D75mm×W100cm	1,400円 (1,540円)
G	D90mm×W100cm	1,470円 (1,617円)
H	D100mm×W100cm	1,660円 (1,826円)



スダレ副木

商品コード KN-711

10枚束

10,000円 (税込 11,000円)

サイズ: 約28cm×30cm



石州紙

商品コード 802-017

1 締め 2,000枚入

13,300円 (税込 14,630円)

250mm×350mm



熱可塑性ギプス包帯
ルナキャスト®

商品コード KU-014

[クラス I] 13B3X00207000054

	幅×長さ	1函入数	税抜 (税込)
A	S (5cm×3.6m)	6巻	8,450円 (9,295円)
B	M (7.5cm×3.6m)	6巻	13,000円 (14,300円)
C	L (10cm×3.6m)	6巻	17,120円 (18,832円)
D	LL (12.5cm×3.6m)	6巻	20,370円 (22,407円)

お湯で軟化し、手軽に作製が可能です。


作製例



短対立スプリント



8字スプリント



マレットフィンガー用スプリント

熱可塑性ギプス包帯
ルナキャスト®
ファーストキット (3サイズセット)

商品コード KU-014E

8,670円 (税込9,537円)

S (5cm×3.6m) 2巻
M (7.5cm×3.6m) 1巻
L (10cm×3.6m) 1巻

キャストリング、スプリントとしても使用できる汎用性の高いキャスト材です。

- 70℃以上で軟化し、素手で使用になれます。
- 硬化後でも補強が簡単にできます。
- 熱可塑性なので、硬化後も再加熱で軟化し、修正が可能です。
- 必要な量だけ使用できるので経済的です。
- シャワーも可能です。
- フィット性に優れています。
- コールドスプレーや水を使用する事で硬化時間を短縮できます。



熱可塑性キャスト材



ロール



シーネ

熱可塑性キャスト材
プライトン®-100

商品コード KN-707

ロール
[クラス I]

商品コード KN-708

シーネ

- 65～75℃で軟化し、素手でキャストリングができます。
- ヒートガンによる加熱で軟化し、細部修正や補強も容易です。
- 綿100%の基布は、縦横に伸び、フィット性に優れています。


	種類	幅×長さ	1函入数	税抜 (税込)
A	ロール	2号 5.0cm×1.8m	4巻	3,760円 (4,136円)
B		3号 7.5cm×1.8m	4巻	5,650円 (6,215円)
C		4号 10.0cm×1.8m	4巻	7,540円 (8,294円)
D		6号 15.0cm×1.8m	4巻	11,300円 (12,430円)
A	シーネ	3号 7.5cm×45.0cm	10枚	3,530円 (3,883円)
B		4号 10.0cm×45.0cm	10枚	4,710円 (5,181円)
C		6-1号 15.0cm×45.0cm	10枚	7,060円 (7,766円)
D		6-2号 15.0cm×90.0cm	10枚	14,120円 (15,532円)



水硬性キャスト材



ロール



シーネ

ファイバーグラスキャストリングテープ
キャストライト®・α

商品コード KN-673

ロール

[クラス I] 13B1X00207000036

商品コード KN-674

シーネ

- 水硬性樹脂とガラス繊維により、少ない層数で強度が得られます。
- 高剛性のガラス繊維基布により、軽量で高い固定力を提供します。
- ニット構造の適度な弾性により、優れたモデリングが得られます。

	種類	幅×長さ	1函入数	税抜 (税込)
A	ロール	2号 5.0cm×3.6m	10巻	5,890円 (6,479円)
B		3号 7.5cm×3.6m	10巻	7,060円 (7,766円)
C		4号 10.0cm×3.6m	10巻	9,420円 (10,362円)
D		5号 12.5cm×3.6m	10巻	11,770円 (12,947円)
A	シーネ	3号 7.5cm×50.0cm (4層重ね)	10パック	7,490円 (8,239円)
B		4号 10.0cm×50.0cm (4層重ね)	10パック	9,630円 (10,593円)

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

カミバン・ピンセット

もくさき灸用品

検査・測定

滅菌消毒

オイル・クリーム

ベッド・マクラ

治療室設備

ボスター・模型

吸玉

治療器

温熱

健康維持管理

テーピング用品

治療補助用品

トレーニング

健康器具

開業準備

索引


ギプス・固定材

ギプス用綿包帯
オルテックス®

商品コード KN-675

- 綿とレーヨンの混紡で、肌触り・吸湿性に優れています。
- クッション性、手切れ性に優れ、簡便に使用できます。
- 青色に着色してありますので、ギプスカット時の目印となります。

種類	規格(幅×長さ)	入数	税抜(税込)
A 青2裂	15cm×4.5m	12巻	3,180円(3,498円)
B 青3裂	10cm×4.5m	18巻	

ファイバーグラススプリント
オルソグラス® II

商品コード KU-015

[クラス I] 13B1X10146000101

- 特許取得のILPニットテクノロジー：ラミネートを固定するための相互連結機能による3次元ニットの単層ファイバーグラスコア
- 患部に合わせて自在に加工できるフェルトパッド一体型構造のギプスシーネです。
- 芯材と一体型のパッドはポリプロピレン製で肌に優しく、下巻き処置不要で使用できます。

種類	規格(幅×長さ)	1箱入数	税抜(税込)
A 2号	5.0cm×4.5m	1ロール	27,500円(30,250円)
B 3号	7.5cm×4.5m	1ロール	31,900円(35,090円)
C 4号	10.0cm×4.5m	1ロール	34,100円(37,510円)
D 5号	12.5cm×4.5m	1ロール	39,600円(43,560円)
E 6号	15.0cm×4.5m	1ロール	47,300円(52,030円)

歩行用キャストサンダル
キャストサンダル



商品コード KN-851

3,000円(税込3,300円)

- 通気性の高いメッシュ素材を採用したサンダルタイプで、ムレにくく快適に使用できます。
- 靴底は歩きやすい独自の舟底形状で、つまづきにくくスムーズに足を運べます。
- スプリント材など、つま先方向に固定部分が長くなる場合でも装着でき、多様な固定材に対応します。

種類	足長(目安)
S	20.5cm～24.5cm
L	24.5cm～29.5cm

※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。

ルナキャスト(167ページ)の加工に使いやすい
ギプス剪刀

上刃のスーパーカット
(鋸刃)が滑り止めになり、加工がしやすいです。



下刃の指リングが大きいので力が入りやすいです。



名入れ加工ができます。
※名入加工は別途有料となります。


ギプス剪刀
ルナクーパー

商品コード KU-028

[クラス I] 13B3X00207000055

36,000円(税込39,600円)

全長180mm



本体に内蔵されたモーターにより刃を振動させ、ギプスを形成する石膏又は合成材料等を切断することができます。


◆パワー調整

パワー調整は1から6の6段階あります。小さいパワーの1からお試しになる事をお勧め致します。

◆使用方法

連続使用が可能な時間は5分です。連続使用時間が5分を超える場合は、ご使用をいったん中止して、本体が冷却してからご使用下さい。ギプスを切断する際には持ち上げては下す動作で少しずつ切断して下さい。

製品内容



ギプスカッター電動式 CB-06

商品コード KN-790A

180,000円(税込198,000円)

[クラス I] 11B1X1000640M101

本体

全長: 330mm、把持部幅径: 62mm

ブレード

丸鋸刃: 径50mm、丸鋸刃: 径65mm

電氣的定格

定格電源電圧: AC100V

定格電源周波数: 50/60Hz

JIS T 0601-1-2:2002に適合

別売品

ブレード

商品コード KN-790B
CB-06L (φ65)

4,000円(税込4,400円)

商品コード KN-790C
CB-06S (φ50)

4,000円(税込4,400円)



消毒用エタノール
商品コード 801-001
500mL (1箱20本入)



**サラヤ
消毒用エタノール**
商品コード 801-071
500mL



ネオ消アル「ヨシダ」
商品コード 801059N
500mL (1箱20本入)
イソプロパノール添加エタノール液



**消毒用
エタノール液IP**
商品コード 801147N
500mL
イソプロパノール添加



マスキング水0.05%
商品コード 801089N
500mL
クロルヘキシジン製剤



**サラヤ
イソプロパノール70%**
商品コード 801-072
500mL



**消毒用 イソプロパノール
50%「ヤクハン」**
商品コード 801-002
500mL (1箱20本入)



ヒビテン液5%
商品コード 801-004B
500mL
クロルヘキシジン製剤



ラポテック液5%
商品コード 801090N
500mL
クロルヘキシジン製剤



クロルヘキシジン5%
商品コード 801-004
500mL
クロルヘキシジン製剤



**サラヤ
塩化ベンザルコニウム液10%**
商品コード 801-070
500mL



トリゾン消毒液10%
商品コード 801-005
500mL
逆性石けん
塩化ベンザルコニウム液



**エコ消エタ[®]
消毒液**
商品コード 801145N
16L
消毒用エタノール(ユカリ油入り)



**消毒用エタノールα
カネイチ**
商品コード 801150N
10L
商品コード 801198N
5L
エタノール76.9~81.4vol
イソプロパノール添加



**昭和製薬
イソプロ50**
商品コード 801-123
18L

商品コード	商 品 名	単位
801-001B	消毒用エタノール16L	1缶
801-002C	イソプロパノール50%「ヤクハン」18L	1缶
801-061	アイレンチック 40g×50	1箱
801-040A	ウエルパス 300mL	1梱
801-042	サロメチール 40g	1本
801-046	サンスピック	1箱
801-026	ラクールC	1箱
801-027	ラクールH	1箱
801-031	ラクールタッチ 38g×20入	1箱
801-032	コランディス	1箱
801-051A	リードバップT(フィットクール) 100袋	1箱
801-051C	リードバップDS10kg	1箱

商品コード	商 品 名	単位
801-019	白色ワセリン 500g	1本



ダイハップAクール

商品コード 801-009S

S 10kg

1箱500枚(5枚×100袋)、14cm×10cm

商品コード 801-009L

L 10kg

1箱250枚(5枚×50袋)、20cm×14cm

(第3類医薬品)

成分・分量 (膏体100g中)	サリチル酸メチル 2.0 g ℓ-メントール 0.625g dℓ-カンフル 0.5 g ジフェニヒドラミン塩酸塩 0.02 g
効能・効果	腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛
特徴	ポリウムある爽快な刺激と香り肌にやさしい弱酸性冷感バップ剤 抗ヒスタミン剤配合でカブレ防止



温感ダイハップL

商品コード 801-125

1箱600枚(6枚×100袋)

(第3類医薬品)

成分・分量 (膏体100g中)	サリチル酸グリコール 1.0g dℓ-カンフル 0.3g トコフェロール酢酸エステル 0.2g トウガラシエキス 0.3g (原生薬換算量 3.75g)
効能・効果	腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛
特徴	○トウガラシエキスを配合により患部に心地よい温感刺激を与え、血液循環作用をよくし、腰痛・肩こり・関節痛などの慢性疾患にすぐれた効果を発揮します。 ○粘着性にすぐれた基剤とタテ・ヨコに伸縮性のある不織布を使用していますので、はがれやすい部位にもピッタリとフィットします。



ダイハップFRテープVα

商品コード 801-121

1箱700枚(7枚×50袋×2)

1枚:0.7g、10cm×7cm

(第2類医薬品)

成分・分量 (膏体100g中)	グリチルレチン酸 0.19g フェルピナク 5.0g ℓ-メントール 4.2g トコフェロール酢酸エステル 2.3g
効能・効果	腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みとはれ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫
特徴	従来の有効成分フェルピナク3.5%から5.0%に増量しました。さらにℓ-メントールを有効成分とし、クールな刺激感をアップさせました。また、トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)を配合し、血流改善を促します。



ティプラスターLX大判

商品コード 801-166

1箱560枚(7枚×80袋)

1枚(10cm×14cm)あたり膏体:1.4g

(第2類医薬品)

成分・分量 (膏体100g中)	ロキソプロフェナトリウム水和物 8.1g (無水物として7.14g)
効能・効果	関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)
特徴	従来の有効成分ロキソプロフェナトリウム水和物5.67%から8.1%となりました。膏体が薄手タイプとなり、従来製品より粘着力がアップしました。クシャクシャになっても戻せるため、貼り損じが少なく、貼りおしが可能な製剤設計です。



新ティパップAクール

商品コード 801-033

10kg

1箱500枚(5枚×100袋)

1枚:20g、14cm×10cm

(第3類医薬品)

成分・分量 (膏体100g中)	サリチル酸メチル 1.0g dℓ-カンフル 1.0g ℓ-メントール 0.5g ジフェニヒドラミン塩酸塩 0.1g
特徴	○優れた冷却効果 自社開発の高含水性高分子吸収体膏体重量20gでより多量の水を含み、冷却効果が長時間持続 ○優れた粘着性 自社開発の高分子吸収体を採用長時間貼付しても剥がれにくい優れた粘着性 ○新製法不織布採用 高伸縮の新製法不織布採用



ハリックス55EX温感A

商品コード 801-208

1箱300枚(5枚×60袋)

(第3類医薬品)

成分・分量 (膏体100g中)	サリチル酸グリコール 2.0g グリチルレチン酸 0.05g トウガラシエキス 0.02g (原生薬換算量 1.0g) トコフェロール酢酸エステル 0.3g
効能・効果	腰痛、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、打撲(うちみ)、捻挫(ねんざ)
特徴	ダブル消炎効果で、肩こり・腰痛などの症状に優れた効き目を発揮。サリチル酸グリコールに加え、抗炎症成分グリチルレチン酸を配合。患部の症状を鎮め、痛みをやわらげます。



ティパップZクール

商品コード 801-047

1箱600枚(6枚×100袋)

(第3類医薬品)

成分・分量 (膏体100g中)	サリチル酸メチル 0.5g dℓ-カンフル 0.5g ℓ-メントール 0.3g トコフェロール酢酸エステル 0.1g
効能・効果	打撲、捻挫、筋肉痛、筋肉疲労、腰痛、関節痛、肩こり、骨折痛、しもやけ
特徴	○鎮痛・消炎効果と冷湿布作用をあわせもった冷感バップ剤です。 ○炎症や痛みなどに効果のある成分の働きで、打撲、捻挫などにすぐれた効きめを発揮します。 ○粘着性にすぐれた基剤と、伸縮性にすぐれた基布を使用していますので、関節部位にもピッタリフィットします。



ティパップFB

商品コード 801131N

1箱420枚(7枚×60袋)

(第2類医薬品)

成分・分量 (膏体100g中)	フェルピナク 0.5g
効能・効果	肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みとはれ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫
特徴	○有効成分(フェルピナク)が痛みの原因物質の生成を抑え、痛みを鎮める鎮痛・消炎フェルピナクバップ剤です。 ○粘着性に優れた基剤と伸縮性のある基布を使用していますので、ひじやひざにもピッタリフィットします。 ○基剤中の水分により、打撲、捻挫等による熱を持った患部を心地よく冷却します。



クールリフェンダa

商品コード 801-058C

1箱600枚(6枚×100袋)

(第3類医薬品)

成分・分量 (膏体100g中)	サリチル酸メチル 0.5g ℓ-メントール 0.3g トコフェロール酢酸エステル 0.3g dℓ-カンフル 0.5g
効能・効果	鎮痛、消炎
特徴	○高含水性の基剤を使用 ○弱酸性で肌にも優しい ○優れた湿布効果



新インペタン1%

商品コード 801-207

12枚×40袋

(第2類医薬品)

成分・分量 (膏体100g中)	インドメタシン 1.0g 添加物として、ℓ-メントール、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、ポリアクリル酸部分中和物、D-ソルビトール、グリセリン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ケイ酸アルミン酸Mg、カルメロースナトリウム、エドト酸Na水和物、チオ硫酸Na水和物、N-メチル-2-ピロリドン、酒石酸を含有します。
効能・効果	腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘等)、筋肉痛、打撲、ねんざ、肩こりに伴う肩の痛み
特徴	○薄型のバップ剤でフィット感UP ○ラクベタフィルムを採用しております。



ティプラスターID

商品コード 801-106

1箱600枚(10枚×60袋)

(第2類医薬品)

成分・分量 (膏体100g中)	インドメタシン 3.75g
効能・効果	腰痛、筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫
特徴	○有効成分インドメタシンが痛みの原因物質の生成を抑え、痛みを鎮める消炎鎮痛インドメタシン配合テープ剤です。 ○粘着性にすぐれた基剤と伸縮性のある基布を使用していますので、関節部位にもピッタリフィットします。



ティパップID

商品コード 801092N

1箱600枚(6枚×100袋)

(第2類医薬品)

成分・分量 (膏体100g中)	インドメタシン(D00141) 0.5g
効能・効果	腰痛、筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫
特徴	○有効成分インドメタシンが痛みの原因物質の生成を抑え、痛みを鎮める消炎鎮痛インドメタシンバップ剤です。 ○粘着性にすぐれた基剤と伸縮性のある基布を使用していますので、ひじやひざにもピッタリフィットします。 ○基剤中の水分により、打撲、捻挫等による熱を持った患部を心地よく冷却します。




クーリンプラス

商品コード 801-057
17,000円
(税込 18,700円)

1箱900枚(10枚×90袋)
1枚: 14cm×10cm

※医薬品ではありません。

快速冷却を実現!!



貼付型冷却材

保管が楽々ジップ袋

※治療院・接骨院等で患者様に販売可能

アクアシート

商品コード KK-814
1箱500枚入(1袋5枚入×100袋)
13,650円(税込15,015円)

※医薬品ではありません

1枚あたりの膏体量: 18g
1枚あたりの水分含有量: 約70%
香料: 柑橘系(オレンジベースに柚子の香りを追加)
清涼剤: L-メントール配合
膏体の色: 青緑
●高含水基材を使用し、水分含有量を約70%にすることで、ひんやり感、冷却持続時間をアップさせました。
●冷却材にミネラルを配合。
●従来品に比べ粘着面をより密着させるため粘着力をアップさせました。



コリメシン

商品コード KK-803
1箱600枚(6枚入×100袋)
7,000円(税込7,700円)

【効能・効果】冷却シート

- 清涼成分: L-メントール配合
- L-メントールの心地よい刺激感
- 白い膏体
- 水分60%の膏体で強い冷却感



コリメシンH

商品コード KK-804
1箱600枚(6枚入×100袋)
7,600円(税込8,360円)

【効能・効果】貼付型温感材

- 温感付与成分(トウガラシ抽出物)配合
- 心地よい温感
- ピンク色の膏体



コリメシンクーリング

商品コード KK-828
1箱600枚(10枚入×60袋)
8,400円(税込9,240円)

【効能・効果】冷却シート

- クールな刺激でスッキリ、リフレッシュ!

※医薬品ではありません。



ラベンダー
グレープフルーツ
ベルガモット
マジョラム
ベルガモット

めぐりフレ

商品コード KK-834
1箱200枚(20枚×10個)
9,800円(税込10,780円)

※医薬品ではありません

- よく歩いた日の夕方に
- ハイヒールを履いた日に
- 立ち仕事にも、後にも
- お風呂上がり、寝る前に

100%天然の香りの
リラクセスシート



ロキソプロフェン ゲル ロキトラッドG (第2類医薬品)

商品コード 801176N
25g×10個

- すぐれた鎮痛消炎効果のあるロキソプロフェンナトリウム水和物を配合
- つらい痛みの芯まで直接浸透してしっかり効きます。
- ロキソプロフェンナトリウム水和物が皮膚から吸収され、変化した活性体が直接痛みに関与します。
- スーッとした使用感のクールタイプです。
- 半透明のゲルタイプで目立たず、匂いはくさい。



ホットパッチ

商品コード KK-813
1箱500枚入(1袋10枚入×50袋)
13,000円(税込14,300円)

※医薬品ではありません

サイズ: 10cm×13.8cm
容量: 1箱500枚入(1袋10枚入×50袋)
ホットパッチは日本国内で製造しています。安心の日本製です。



ロキソプロフェン ローション ロキトラッドL2 (第2類医薬品)

商品コード 801175N
50g×10個

- すぐれた鎮痛消炎効果のあるロキソプロフェンナトリウム水和物を配合
- つらい痛みの芯まで直接浸透してしっかり効きます。
- ロキソプロフェンナトリウム水和物が皮膚から吸収され、変化した活性体が直接痛みに関与します。
- スーッとした使用感のクールタイプです。
- 手を汚さずに広範囲に塗れ、無色透明タイプのローション剤です。



素肌貼

温熱シップE

商品コード KB-537
1箱(5枚入×20袋) 100枚入り
13,000円(税込14,300円)

(クラスI)

温度…38℃～45℃
持続時間…約7～8時間
サイズ…13cm×9.5cm




リフェンダローション

商品コード 801-118
80mL

優れた鎮痛・消炎効果をあらわす「フルビナク」を主成分として3%配合!

(第2類医薬品)



固定用伸縮粘着シート

商品コード KB-449
1袋50枚入り
720円(税込792円)

湿布類、温熱シップEに最適。

ハップ剤を固定します。
どんな動きにも対応。
通気性も高い。



メンタームQ

商品コード 801-013
白 430g

商品コード 801-013B
赤 430g

商品コード 801-036
チューブ 65g

すばやく痛みをやわらげる

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

ピカミバン

灸用品

検査測定

滅菌消毒

オイル

ベッド

治療室

ボスター

吸玉

治療器

温熱

健康管理

テープ

治療補助

トレーニング

健康器具

開業準備

索引

トレーニング用具



グリッド フォームローラー®

商品コード KK-817

5,450円 (税込5,995円)

直径：14cm
長さ：33cm
重さ：604g



ガイドブック付き
※マッサージボール
は除く

[長さ33cmのスタンダードモデル]
試合、遠征などに携帯可能

世界中のトップ・アスリートが愛用するブランド

WEB上でトリガーポイントの詳しい情報をご覧いただけます。



実演動画は
こちら▶



コアフォームローラーミニ

商品コード KK-836

3,200円 (税込3,520円)

直径：9.8cm 長さ：30cm 重さ：221g

女性やシニア、持ち運びたい方にオススメ
『コア フォームローラー® ミニ』は、『コア フォーム
ローラー®』のミニサイズでやさしい当たり感と持ち
運びの便利さが特徴です。

携帯に便利なミニサイズ




グリッド トラベル

商品コード KK-872

4,300円 (税込4,730円)

直径：11cm 長さ：25.5cm
重さ：385g

グリッド フォームローラー®の
コンパクトサイズ
旅行・出張・遠征に持ち運び便利



エコ グリッド フォームローラー®

商品コード KK-885

5,900円 (税込6,490円)

直径：14cm 長さ：33cm 重さ：604g

- 表面のEVA素材には再生可能なバイオベース素材を30%使用
- パッケージ台紙には100%リサイクル紙を使用
- 硬質な中芯には再生プラスチック素材を100%使用

クリームカラー



リサイクル グリッド フォームローラー®

商品コード KK-886

5,900円 (税込6,490円)

直径：14cm 長さ：33cm 重さ：604g

- 製品全体の80%分に再生プラスチック素材を使用
- パッケージ台紙には100%リサイクル紙を使用
- 表面のEVA素材には再生プラスチック素材を30%使用

パールブルーカラー



グリッドボール

商品コード KK-921

3,700円 (税込4,070円)

直径：13cm
重さ：48g

疲労度の高いときに、
適度な硬さで筋膜リリース



マッサージボール MB1

商品コード KK-837

2,300円 (税込2,530円)

直径：6.5cm 重さ：22g

グリーン

ピンポイントにより深い部分へ



マッサージボール MB5

商品コード KK-838

3,800円 (税込4,180円)

直径：12cm 重さ：141g

グリーン

深く柔らかな刺激を



ハンドヘルド マッサージボール

商品コード KK-861

2,500円 (税込2,750円)

グリーン

疲労回復、携帯電話、
PC使用のストレス解消に
横幅/高さ：7cm
奥行き80cm
重さ162g



MB2 ローラー・ マッサージボール

商品コード KK-858

3,700円 (税込4,070円)

直径：6.5cm
重さ：93g

グリーン

背骨周辺の硬化した
筋膜・筋肉をリリースする



マッサージボール MBX

商品コード KK-866

2,900円 (税込3,190円)

直径：6.5cm 重さ：41g

レッド

硬質
タイプ



モビポイント・ マッサージボール

商品コード KK-877

1,300円 (税込1,430円)

足裏の足底筋膜、
腕周辺の筋肉疲労に
直径5cm 重さ51g



ナノフット ローラー

商品コード KK-860A

直径7cm 長さ17cm 重さ270g

3,800円 (税込4,180円)

ナノフット ローラー X

商品コード KK-860B

直径7cm 長さ17cm 重さ261g

3,500円 (税込3,850円)

足裏の足底筋膜、
前腕などに使用




ナノLTE マルチ マッサージ ローラー

商品コード KK-874

2,800円 (税込3,080円)

直径：8cm
長さ：15.5cm
重さ：223g

足裏・ふくらはぎ・前腕の
1日の疲れをリリース
できます



STK トラベル

商品コード KK-873

3,600円 (税込3,960円)

ローラー部直径：7.5cm
長さ：38cm
重さ：301g

8つの独立した部位が、
肌の表面を的確に
リリース
持ち運びに手軽な
コンパクトサイズ





ストレッチポールEX型

商品コード KK-315D

9,000円 (税込9,900円)

寸法：直径15cm×約98cm 重さ：830g
材質：低密度ポリエチレン・合成皮革カバー

Stretch Pole®

LPN社で無料動画が見られます。
<http://lpn-sp.co.jp/>

ストレッチポールMX

商品コード KK-315E

9,900円 (税込10,890円)

材質：ポリウレタン (PVCカバー)
サイズ：直径12.5×長さ97cm 重量：約900gストレッチポールEX型
ハーフカット

商品コード KK-315B

2個セット

7,150円 (税込7,865円)

寸法：巾15cm×高さ7.5cm×長さ40cm
重さ：220g×2

Soft 高齢者のケアに活用できる



Standard 1本あれば、フレキシブルに活用可能



Hard 強めの刺激やトレーニングにも

Half
さらに負荷を軽減でCIANA
フォームローラー

商品コード KR-617

品名/カラー	サイズ	重量	入数	税抜 (税込)
A ソフト ブルーマーブル	90cm×15cm	約450g	1本	6,800円 (7,480円)
B スタンダード グリーンマーブル		約700g		
C ハード レッドマーブル	90cm×7.5cm	約1000g	1セット (1本) (2本)	
D 半円タイプ ブルーマーブル		約225g (1本)		

※ソフトタイプとスタンダードタイプ・ハードタイプは硬さが違います。
素材：EVA 中国製5本購入 (半円タイプは10本) で指導用テキスト
プレゼント!フォームローラー1本
につきセルフケア実践
ポスターが付属!CIANA
ヨガトレーニング
マット

商品コード KR-618A

10mm

5,800円 (税込6,380円)

サイズ：約183cm×61cm×10mm
重量：約1000g 素材：TPE
色：ダークグリーン 中国製

商品コード KR-618B

6mm


4,000円 (税込4,400円)

サイズ：約183cm×61cm×6mm
重量：約730g 素材：TPE
色：ラベンダー 中国製

ウエストのくびれは、日常鍛えにくい「腹斜筋」のトレーニングが効果的!

1日10分、このバランスディスクに座って「前後・左右・回転」運動をする
だけで効果的にウエストを引き締められます。ディスクの裏は凹凸になっ
ているので足裏のマッサージ
をしながらバランス感覚
の訓練もできます。

《おしりゆらゆら運動法》

前後の運動で
腹直筋、腹筋、脊柱起立筋を刺激左右の運動で
外腹筋、腰背筋、腰方形筋を刺激回転運動で
大殿筋、中殿筋、
梨状筋をはじめ
筋肉全体を刺激。
筋肉がほぐれ腰痛
解消。シェイプ
アップに効果的。

バランスディスク

商品コード KJ-787

3,800円 (税込4,180円)

直径35cm

商品コード KJ-787B

ポンプ付セット

4,500円 (税込4,950円)

商品コード KJ-787C

バランスディスク用ポンプ
700円 (税込770円)CIANA
バランスボード

商品コード KR-622

5,000円 (税込5,500円)

直径42cm×高さ9cm 約1500g
素材：TPE、ポリプロピレン
製造国：中国

体幹、バランス力を自宅で鍛える

バランスボードは、運動不足解消、体幹力強
化に役立つトレーニングツールです。ボード
上でバランスをとったり、腕立て伏せの補助
アイテムとして活用することで、二の腕や四
肢等、様々な筋肉に刺激を与えることがで
きます。CIANA
ジムボール

商品コード KR-623

1,300円 (税込1,430円)

直径：25cm 耐荷重：約100kg
付属品：空気入れストロー、空気栓、栓抜き
生産国：中国製 素材：PVCボール1つでさまざまなエクササイズ
を実践腹筋、背筋などのストレッチから、介護予防
の筋力トレーニング、リハビリトレーニング
まで、さまざまな用途にお使いいただけます。
長時間座るオフィスでの運動にも最適です。
空いた時間で手軽にストレッチやトレーニ
ングをしたい方にもおすすめです。

トレーニング用具



シェイプリング

商品コード KK-842

リング状・60cm

品名/カラー	サイズ	税抜(税込)
チャレンジ/ライム	巾10× 円周60cm	1,100円 (1,210円)

- ジュニアや小柄な女性に最適な円周60cmのリング。
- 運動神経や運動能力の向上、シェイプアップに。
- 木場克己監修のトレーニング解説書付き。

あなたの体幹トレーニングに最適なシェイプリングは?

Level 強 チューブ強度 弱

さらに強い体幹づくりに

体幹、体軸の基礎を鍛える

ジュニアの運動能力向上に

リハビリ、シェイプアップに

メタボ予防に!

回コモ対策に!

アスリート/ブルー 円周70cm

スタンダード/パープル 円周70cm

チャレンジ/ライム 円周60cm

フィットネス/ピンク 円周70cm

シェイプリング 70cm/60cm 体の軸を支える下半身強化に最適な長さです!



Aピンク



Bパープル

Cブルー

シェイプリング

商品コード KK-840

リング状・70cm

品名/カラー	サイズ	税抜(税込)
A フィットネス/ピンク	巾10× 円周70cm	1,100円 (1,210円)
B スタンダード/パープル		
C アスリート/ブルー		

- 3種類の強度で体幹トレーニングが可能。
- 体幹、体軸の基礎、さらに強い体幹づくりに。またリハビリやシェイプアップ、ロコモ対策やメタボ予防に。
- 木場克己監修のトレーニング解説書付き。

シェイプリング

商品コード KK-890

リング状・90cm

品名/強度/カラー	サイズ	税抜(税込)
A ウーマン/ライト/ピンク	巾7.5× 円周90cm	1,000円 (1,100円)
B スタンダード/ミディアム/パープル		
C アスリート/ハード/ブルー		

- 結び目がないので一定の張力を保持。長さの3倍まで伸ばすことが可能。
- 多様なトレーニングに。
- ラテックス(天然ゴム)の採用で耐久性は抜群。
- 井上かな映監修・指導
- 井上かな映監修のトレーニング解説書付き。



Aピンク

Bパープル

Cブルー

フィットネス用バンド

ボディメイク

120cm



シェイプバンド

商品コード KK-924

品名/強度/カラー	サイズ	税抜(税込)
A ウーマン/ピンク	巾15× 長さ120cm	1,350円 (1,485円)
B スタンダード/パープル		
C アスリート/ブルー		

- インナーマッスルのトレーニングに最適な帯状バンド。長さの3倍まで伸ばすことが可能。
- ラテックス(天然ゴム)を採用して劣化しにくく耐久性抜群。
- トレーニング解説書付き。



本格ジムトレーニングが手軽に自宅で



プッシュアップ(大胸筋)



アームカール(上腕二頭筋)

いつでもどこでもボディメイクができる!
全身に使える。場所を選ばず。安全性が高いトレーニングバンド。家トレでの本格的なトレーニングやジムでのウォームアップ、懸垂の補助、ストレッチなど幅広くご使用できます。

強度 ① 強度 ② 強度 ③ 強度 ④ 強度 ⑤

強度範囲 2~10kg 強度範囲 3~20kg 強度範囲 5~30kg 強度範囲 7~45kg 強度範囲 10~55kg


ボディメイクバンド

商品コード KK-896A	商品コード KK-896D
オレンジ	ブルー
1,000円(税込1,100円)	3,200円(税込3,520円)
商品コード KK-896B	商品コード KK-896E
イエロー	ブラック
1,300円(税込1,430円)	4,200円(税込4,620円)
商品コード KK-896C	
パープル	
2,000円(税込2,200円)	

カラー	強度	強度範囲	サイズ(長さ×厚さ×幅)	トレーニング最適部位
オレンジ	1	2~10kg	2080×0.45×0.64cm	インナーマッスル・肩・腕
イエロー	2	3~20kg	2080×0.45×1.3cm	ストレッチ・肩・腕
パープル	3	5~30kg	2080×0.45×2.2cm	胸・背中・体幹
ブルー	4	7~45kg	2080×0.45×3.2cm	下半身・懸垂サポート
ブラック	5	10~55kg	2080×0.45×4.4cm	下半身・懸垂サポート



Thera-Band



6ヤード

- セラバンドは、肘、前腕、手関節、肩、胸部と背上部、体幹、股関節、膝、足部など、ほとんどすべての関節運動に係わる抵抗運動が可能です。
- 一般的な関節運動の他にも、車いす上での上肢・体幹訓練や姿勢保持、胸部エクステンションによる呼吸機能の増強、ゴルフスイングなどの機能的連鎖訓練、PNF抵抗訓練、上下肢の動的・機能的補装具(スプリント、スリングなど)の材料として、またリフティングやプッシュアップ運動、固有感覚・神経筋パターンの再獲得や身体空間認知訓練など広範囲にわたってお使いいただけます。

セラバンド

商品コード KJ-874

6ヤード価格			50ヤード価格		
A 黄褐色(極弱)	3,000円(3,300円)	I 黄褐色	19,600円(21,560円)		
B 黄色	3,200円(3,520円)	J 黄色	21,000円(23,100円)		
C 赤色	3,400円(3,740円)	K 赤色	21,600円(23,760円)		
D 緑色	3,600円(3,960円)	L 緑色	24,000円(26,400円)		
E 青色	4,000円(4,400円)	M 青色	27,000円(29,700円)		
F 黒色	4,600円(5,060円)	N 黒色	30,000円(33,000円)		
G 銀色	6,800円(7,480円)	O 銀色	37,000円(40,700円)		
H 金色	9,600円(10,560円)	P 金色	50,000円(55,000円)		



HARD



モビバンとは？

3輪式のモビリティエクササイズバンドです。3つの輪のトレーニング器具・エクササイズバンドとして意匠登録・商標登録を特許庁により認められています。使い方はとっても簡単！手や足を輪にかけて運動するだけ。輪になっているので握る必要がないから肩甲骨周りやインナーマッスルをピンポイントで効率良くエクササイズすることができます。

三輪式モビリティ・トレーニングバンド
モビバン®

商品コード KR-806A

HARD

2,200円 (税込2,420円)

いつでもどこでも
簡単エクササイズ

▲脇ストレッチ



▲股関節



◀ウェストクビレ



◀腕強化



◀下腹引き締め



▲キックバック

携帯性、可動性、動きやすさを意味する「モビリティー」

軽くてコンパクトだから持ち運びに便利どこでも使える。多機能だからストレッチやエクササイズなど使い方は100パターン以上。3つの輪だから負荷強度を変えて楽しめる。とにかく簡単！手足にかけて伸ばすだけ。ゴムではない特殊素材を採用し3万回耐久、伸縮性テストをクリア。

ハードタイプ
イエローハードタイプ
ブルーソフトタイプ
ピンクソフトタイプ
パープル

RBトレーニングチューブ

商品コード KJ-788

ハードタイプ

2,500円 (税込2,750円)

サイズ：長さ2.5m

商品コード KJ-788

ソフトタイプ


2,000円 (税込2,200円)

サイズ：長さ3m

●新素材(無臭特殊合成ゴム)使用

カラー
A ブルー
AA イエロー

カラー
B ピンク
BB パープル


CIANA
レッグトレーナー

商品コード KR-624

3,800円 (税込4,180円)

素材：PP、TPE 生産国：中国
カラー：ライトブルー

※簡単な組み立てが必要です。工具などは不要です。

CIANA
アングル
ストレッチャー

商品コード KR-625

3,800円 (税込4,180円)

サイズ：27cm×13.5cm×10.5cm
重さ：400g 素材：ABS 生産国：中国
カラー：ブルーCIANA
ネック
ストレッチャー

商品コード KR-626

3,600円 (税込3,960円)

サイズ：縦17cm×横21cm×高さ11.5cm
重さ：205g 素材：EVA 生産国：中国
カラー：ブルー

▲負荷小さい

▲負荷大きい

※首、肩、腰、背骨などに整形外科的疾患のある方は使用しないでください



手首

リストウエイト

ガウリ リストウエイト

商品コード KR-359D

250g (2個組)

3,900円 (税込4,290円)

適応サイズ：約15cm～20cm程度
寸法：7.5×25×1.3 (cm) 台湾製

手・足首

リスト&アングルウエイト

ガウリ アングルウエイト

商品コード KR-359E

300g (2個組)

4,400円 (税込4,840円)

適応サイズ：約19cm～25cm程度
寸法：10×32×1.3 (cm) 台湾製

商品コード KR-359A

500g (2個組)

4,900円 (税込5,390円)

適応サイズ：約19cm～25cm程度
寸法：10×32×1.3 (cm) 台湾製

足首

アングルウエイト

ガウリ アングルウエイト

商品コード KR-359B

750g (2個組)

6,400円 (税込7,040円)

適応サイズ：約27cm～33cm程度
寸法：10.5×39×1.3 (cm) 台湾製

商品コード KR-359C

1kg (2個組)

6,900円 (税込7,590円)

適応サイズ：約27cm～33cm程度
寸法：10.5×39×1.3 (cm) 台湾製

リストウエイト、アングルウエイトの超定番。

ソフトなフィット感の粒状ウエイト。

粒状のウエイトを使用しているので、棒状やプレート状ウエイトタイプとちがひ、ゴツゴツせずに、ソフトにフィットします。

金具を使用していません。

装着部に金具を使用しないタイプなので金属部が体に接触して痛むようなことはありません。

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

カミバン
ピンセットもぐさ
灸用品

検査測定

滅菌・消毒

オイル・
クリームベッド・
マクラ治療室
設備ボスター
模型・

吸玉

治療器

温熱

健康維持・
管理テーピング
用品治療補助
用品

トレーニング

健康器具

開業準備

索引



(BK) ブラック

大型の振動パッドが首/肩、腰などを広範囲にマッサージ。



アクセルバイブ MD-7310

商品コード KK-441B

14,600円 (税込16,060円)

〔クラスII〕 認証番号 219AGBZX00112A01

外形寸法: 幅 約24.5cm×
奥行 約21.5cm×
高さ 約18.5cm

質量: 約1.9kg
定格: AC100V 50/60Hz 18W



肩(鎖骨にあてない)



腰

- ハンドルは手になじむハンドル型グリップ設計です。
- 「速・遅」の速度2段階切り替え式です。



太もも



普及型



強力タイプ

ヒットマッサー

商品コード KJ-210

標準タイプ

48,000円 (税込52,800円)

AC100V 14.2W 800g

色: グレー

振動の押圧強度: 3kg

商品コード KJ-210B

強力タイプ

50,000円 (税込55,000円)

AC100V 20W 900g

色: 赤

振動の押圧強度: 5kg

1分1800回の振動刺激

強力な1分1800回の振動刺激で人間の手を超えた押圧振動効果があります。



ホワイトベルト FB-100N

商品コード KJ-891

68,750円 (税込75,625円)

- 電源...AC100V・100W
- サイズ...〔約〕幅39x長94x高93cm
- 重さ...約14kg
- Wベルト...幅7.5cm
- 日本製

家庭用

血行をよくし筋肉の疲れ、凝りをほぐします。肩、背中、腰、ヒップ、足、足の裏のマッサージができます。



電動サイクルマシン エスカルゴⅢ

商品コード KR-394B

72,500円 (税込79,750円)

- 電源: AC100V 50/60Hz
- 消費電力30W
- タイマー: 1分~30分
- 電動サイクル時 スピードレベル: 10段階調節 (12RPM~53RPM)
- 自力サイクル時 負荷レベル: 5段階調節 (4W~20W)
- 寸法/重量: 約(H)42×(W)42×(D)54cm/約10.7kg
- 台湾製

寝た姿勢でも手軽にペダリング運動ができる!



前回転だけでなく後回転にも対応! エスカルゴⅡの際に、市場でリクエストの多かった、後ろ回転にも対応しました。



自力サイクルが追加 / 1~5段階負荷レベル設定 / 前後回転可能!



データ液晶搭載 バックライト付き LCD



上肢・下肢同時にトレーニングが可能です。

上肢のみ、下肢のみだけのトレーニングも可能です。

電動 手・足トレーニング機器 ラビット PB-200

商品コード KR-395

135,000円 (税込148,500円)

- 電源: AC100V 50/60Hz
- 消費電力: 50W
- 本体寸法: 約70×58×81~101cm
- 本体重量: 16kg
- タイマー: 1分~10分
- スピードレベル: 1~15
- 高負荷時、安全停止機能付
- オートオフタイマー機能
- 台湾製(日本企画)



車椅子の方もそのままご利用頂けます。



(WH) ホワイト

もみギア MD-6115

商品コード KR-398

29,000円 (税込31,900円)

〔クラスII〕 認証番号 305AHBZX00004000

外形寸法: 幅 約49.5cm×
奥行 約36.5cm×
高さ 約34.5cm

質量: 約5.3kg

定格: AC100V 50/60Hz 40W

幅調節付きもみボードで足先からふくらはぎをしぼりもみながらマッサージ

- 幅調節付きのもみボードが8の字を描いて繰り返しこのような立体的動作します。
- 自動モードは「しっかり」「ゆったり」の2コースから選べます。



通常姿勢での使用

もみボードの幅を調節してマッサージ



ふくらはぎと足のサイズに合わせて、もみボードの幅【広】【狭】をボタン1つで調節できます。



ストレッチング ボードEV Ver2


商品コード KK-899

12,800円 (税込 14,080円)

重量：約2.0kg
付属品：取扱説明書（保証書付）、
ストレッチングボード体操ポスター、
敷きマット（床の傷付け防止と横
滑り防止用）、つま先アップサポー
ター

オレンジ

1日朝晩90秒の 簡単ストレッチ



高反発・高グリップのPE
フォーム仕様のクッション
シートを追加。
かかとへのアタリを良くし
て、使用時の快適性が向上!

あなたの体の硬さに合
わせた幅広い角度調節
が可能



5度～30度まで角度が自由
に変えられるから、自分に
合ったストレッチが可能。




ストレッチング ボードXO Ver2

商品コード KK-898

13,800円 (税込 15,180円)

重量：約1.9kg (本体のみ約1.6kg)
付属品：取扱説明書（保証書付）、
ストレッチングボード体操ポスター、
敷きマット（床の傷付け防止と横
滑り防止用）、XOボード 左右1
セット

滑り止め効果を高め、
乗りやすくなりました



ふくらはぎ後側
の筋肉をスト
レッチ。突起部
分が足裏を刺激

XO脚ボードに
滑り止めシートを採用



こだわりの
日本製

ビューティシェイプ ストレッチャー

商品コード KK-635

3,000円 (税込 3,300円)

■材質/ABS樹脂、ポリプロピ
レン、エラストマー
■サイズ(約)/脚ストレッチ
時：31×29.2×17.2cm、
背中ストレッチ時：33.1×
29.2×9.5cm
■重量(約)/1158g



つま先を上に向けて
かかと歩きの姿勢を取り、
同時に足裏へ心地よく刺激

後背部の筋肉に働きかける!

首筋ストレッチ



背筋ストレッチ



突起が
足裏などを
心地よく
刺激!

こんな方にオススメ!

- スポーツをする方
- 姿勢が気になる方
- 体が硬くなっている方
- 運動不足の方 など



日本製

デコボコ 足裏凸凹ローラー

商品コード KK-853

1,480円 (税込 1,628円)

【サイズ】(約) 31×4.5×7cm
【材質】球：ABS、
シャフト：ジュラコン、
土台：耐衝撃性ポリスチレン、
すべり止め：CR(合成ゴム)
【耐荷重】(約) 50kg

こだわりの形状

突起 + 回転

ふくらはぎ 腰
などにも

6個の突起と
片足7個の凸凹パーツで
足裏をセルフケア!

デコボコ
凸凹パーツが指の
ような感覚で
気になる部分を
ギュッと揉み上げます



こだわりの
日本製

刃物産地で作られた 日本製爪やすり

商品コード KK-010

5,000円 (税込 5,500円)

■材質/ステンレス製(SUS303)
■サイズ(約)/幅φ1.82×高さ1.5cm
■重量(約)/225g
■付属品/収納袋
■収納袋サイズ(約)/
幅8×高さ0.4×奥行6cm
■収納袋重量(約)/5g
※専用箱の色は変更する場合があります。



くるくる回して
先端を整える

緑を使って
爪裏磨き

側面で直線削り

ガタガタな爪が

Before

After

滑らかに!

持ち運びに便利な
収納袋付

高級感のある
重圧な専用箱

荒削り面

仕上げ削り面

ひっくり返すと

カットするのではなく
削るから仕上がりがキレイ!

爪に押しあてただけ!
硬い爪もラクラク処理



LEDライト付きで
指先が見やすい!

皮膚に触れても大丈夫!

削った爪は容器
内に入るから掃
除もラクラク!

ヘッド部分はま
るごと水洗い!

Before

After

足の爪を
切りたい
時も便利!

LEDライト付 電動爪切り

商品コード KK-011

2,000円 (税込 2,200円)

■材質/ (本体) ABS樹脂、
(刃) タングステン鋼、
(カバー) ポリカーボネ
イト樹脂、
(お掃除ブラシ) 持ち手
部：ポリカーボネイト
樹脂、ブラシ部：ポリ
プロピレン樹脂
■サイズ(約)/幅6×高さ10×
奥行2.5cm
■重量(約)/70g

電源を入れると
LEDライトも
点灯

カバー付き

お掃除
ブラシ付き

足元の爪を
切りたい
時も便利!

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

ピンセット

もくき

検査・測定

滅菌消毒

オイル

マクラ

治療室

ボスター

吸玉

治療器

温熱

健康維持

テレーン

治療補助

トレーニング

健康器具

開業準備

索引

シンアツシン・温浴装置

シンアツシン
AC-210

商品コード KE-139

150,000円
(税込165,000円)



ホワイト(W) ピンク(P)

日本製

〔クラスII〕 認証番号 224AFBZX00090000

幅 330×奥行 220×高さ 101mm、重さ 約1.5kg

おしゃれなハンディタイプ
旅行や外出時のお供に
アクティブなあなたに

連続モード 同じ振動が続きます



シンアツシン
AC-410/R

商品コード KE-143

270,909円
(税込298,000円)



日本製

〔クラスII〕

認証番号 225AFBZX00070000

振動調整機能が搭載された
シンアツシンの
スタンダードモデル

連続モード 同じ振動が続きます

断続モード 振動と振動のインターバルがあります

振動調整 振動の強さが調整できます
(連続モード時のみ)

振動調整 振動のインターバルが調整できます
(断続モード時のみ)

シンアツシン
AC-510/G

商品コード KE-144

302,727円
(税込333,000円)



日本製

〔クラスII〕

認証番号 225AFBZX00071000

動作情報がメーターで確認でき
頑固なコリもパワフルにほぐす
シンアツシンのハイパワーモデル

ハイパワー ラインナップの中で最大パワー

メーター バイブレーションの動作情報を表示

連続モード 同じ振動が続きます

断続モード 振動と振動のインターバルがあります

振動調整 振動の強さが調整できます
(連続モード時のみ)

振動調整 振動のインターバルが調整できます
(断続モード時のみ)



日本製

サーモグラフで一目瞭然。
身体のすみずみまでしっかり温熱。

フジカ スマート
F4-A5型

商品コード KB-219B

396,000円 (税込435,600円)

美・健・社のHealth Basic Device
凄さの秘密は、
「炭素遠赤共鳴®」にあり!

米国特許 No.6549809号
電磁波安全登録認証 JQA-E00001 合格

L型大ドーム 220W×1(肩)、220W×1(腰)
M型小ドーム 190W×1(臀・腿)、190W×1(腰)、100W×1(足裏)
輻射体数・ドーム数: 5面・2ドーム
1時間あたり電気料: 3円〜最大出力使用時17.5円位
外形寸法及び重量: 本体上部L型大ドーム 幅72×奥行46×高さ90 (cm)・8.4kg
本体下部M型小ドーム 幅61×奥行40×高さ90 (cm)・9.1kg
※指だけで持てます【耐荷重】(約) 50kg



まっすぐスライダー



最も高性能なスマート

下敷き用の温熱マットやデジタル式の
高性能コントローラーを搭載。

- 電子コントロール(上下別調整可能な高級型)
- カセット式(修理が容易)
- 28段階出力調整と最長60分タイマーがオールデジタル

フジカ スマート
F4-NX (スライダー付)

商品コード KB-219D

632,000円 (税込695,200円)

標準セット内容
本体上部・下部(スライダー付)、
コントローラー、反射マット+遠
赤外線ヒーター、ネックカバー、
保温枕T型敷タオル2枚、敷きタ
オルセット棒1本

仕様
定格電圧: 単相AC 100V 50/60Hz
定格最大消費電力: 0〜約940W
出力調整範囲: 0〜100%
サイズ: 本体上部L型大ドーム
W72×L90×H46cm
本体下部M型小ドーム
W61×L90×H40cm
重量: 本体上部L型大ドーム 8.4kg
本体下部M型小ドーム 9.1kg
体格目安: 背丈に合わせて伸縮し、身
長120〜195cm、体重100kg
までの老幼男女共使用可。
安全機構: 温度ヒューズ、サーモ
プロテクター過電流ヒュー
ズ4重安全機構。

足冷え退治は
ふくらはぎ
の温熱が
ポイント!



フジカ スマート
レッグホット
LH-2型

商品コード KB-219C

74,800円 (税込82,280円)

型式: LH-2型
電源: 単相100V 50Hz 60Hz
発熱体: 160W×1 26W×1
温度調節器: 電子コントロール式
タイマー: 自動オフ
(通電開始約30〜40分)

仕上材: 無臭ベニヤ・
ポリエチレン発泡体・
塩ビレザー・
ウレタン

消費電力: (最大時) 186W/時
重量: 約4.9kg
外形寸法: 約W42×D35×
H45 (cm)
製造者: 株式会社フジカ
付属品: 専用レッグカバー、
ヒールレスト、
足裏マット、
電源コード

赤外線輻射熱利用の
脚温器



就寝時に♪
寝ている間も冷え知らず!

ブラウン

グレー



自分の体温でじんわりあったか

- ◆体にフィットしやすいダイヤ柄キルティング。
- ◆蓄熱効果で、冷えをしっかりサポート!
- ◆いつでも、どこでも、寝ている間でも岩盤
浴気分がポッカポカ!
- ◆ワイドサイズでお腹から足先まですばり!
- ◆岩盤浴で使われている天然鉱石を込んだ
オーラ繊維!

オーラ岩盤キルト
極 半身浴

商品コード KK-889

9,800円 (税込10,780円)

- 材質/側地: ポリエステル
中わた: ポリエルテル (天然
鉱石オーラパウダー含有)
- サイズ(約) 110×2×70cm
- 重量(約) 380g
- 生産国: 日本

岩盤浴にも使用する
天然鉱石オーラストーン
を繊維にしました

オーラストーン オーラ繊維

酸化マグネシウムやシリカ・アルミナ・酸化第二鉄・酸化カルシウムなどのミネラル物質を含み遠赤外線を多量に放出します。

世界のブランド テンピュール®

かため



3年保証

■カラー：ホワイト
■生地：ポリエステル99%
ポリウレタン 1%

カバーは取り外して洗濯可能



テンピュール®の名を世界に広めた、
スタンダードデザイン

オリジナルピロー

商品コード KJ-905XS

XS

16,000円 (税込17,600円)

(約) 幅50×奥行31×高さ7cm

商品コード KJ-905S

S

17,000円 (税込18,700円)

(約) 幅50×奥行31×高さ8cm

商品コード KJ-905M

M

18,000円 (税込19,800円)

(約) 幅50×奥行31×高さ10cm

商品コード KJ-905L

L

19,000円 (税込20,900円)

(約) 幅50×奥行31×高さ11.5cm

かため



3年保証

■カラー：ホワイト
■生地：ポリエステル99%
ポリウレタン 1%

カバーは取り外して洗濯可能



両サイドに厚みを持たせた立体フォームで
スムーズな寝返り

エルゴプラスピロー

商品コード KJ-924XS

XS

18,000円 (税込19,800円)

(約) 幅54×奥行32×高さ8cm

商品コード KJ-924S

S

19,000円 (税込20,900円)

(約) 幅54×奥行32×高さ9.5cm

商品コード KJ-924M

M

20,000円 (税込22,000円)

(約) 幅54×奥行32×高さ11cm

商品コード KJ-924L

L

21,000円 (税込23,100円)

(約) 幅54×奥行32×高さ12.5cm

やや やわらかめ



3年保証

■カラー：ホワイト
■生地：ポリエステル99%
ポリウレタン 1%

カバーは取り外して洗濯可能



やわらかめの感触で、首や肩にフィット
しやすい三日月型。
曲線デザインが包み込むようにサポート

ソナタピロー

商品コード KK-582S

S

19,000円 (税込20,900円)

(約) 幅61×奥行40×高さ9.5cm

商品コード KK-582

M

20,000円 (税込22,000円)

(約) 幅61×奥行40×高さ11cm

スムースピローケース
オリジナルピロー&
ミレニアムピロー兼用

商品コード KK-922

3,800円 (税込4,180円)

カラー：A ベージュ・B グレー



A ベージュ



B グレー

伸縮性があり、快適な使い心地。
シャワーキャップタイプの
枕カバー。綿100%

スムースピローケース
ソナタピロー用

商品コード KK-923

3,800円 (税込4,180円)

カラー：A ベージュ・B グレー



A ベージュ



B グレー

伸縮性があり、快適な使い心地。
ファスナータイプの枕カ
バー。綿100%

3年保証

■カラー：グレー
■生地：綿75%、
ポリエステル25%

カバーは取り外して洗濯可能



ユニバーサルピロー

商品コード KJ-910

11,000円 (税込12,100円)

(約) 幅50×奥行20×高さ10cm

腰・膝・かかと等、支えがほしい部分に
多目的に使える半円形サポートピロー



膝イメージ



腰あてイメージ



かかとイメージ



薬草入浴剤 (10包セット)

商品コード KW-730

1,400円 (税込 1,540円)

※ご注文は10包単位でお願いいたします。

原料

甘草、生姜、
よもぎ葉、蕃椒末、
色素、香料

薬草入浴剤 10包セット

湯冷めしにくく、入浴後もポッカポカ!!



桧水

商品コード KJ-638B

1000cc
3,200円 (税込 3,520円)

原料

天然ヒノキ精油
天然ヒバ精油
ヒノキオチール
シソの葉エキス
ビタミンC
植物系天然乳化剤

天然抗菌芳香材 [お風呂用]

「桧水」は、台湾檜と青森ヒバの天然木から抽出した精油をベースにして造られた純天然入浴剤です。天然成分のすばらしさと、檜の爽やかな香りで森林浴を存分にお楽しみいただけます。



オイル・オブ・エミュー・ソープバー (顔・全身用)

商品コード KF-621H

100g
1,000円 (税込 1,100円)

成分表示：石ケン素地、水、エミュー油、トコフェロール (天然ビタミンE)、アスパラギン酸シ酢酸 4Na (植物由来)、香料 (天然精油)

『エミューオイル』で作った、
どなたでもやさしく使える自然派石鹸

合成界面活性剤・着色料・パラベン・合成香料・アルコール不使用

- ◆天然オメガ3・6・9をバランスよく豊富に含む「エミューオイル」をリッチに配合
- ◆肌にうるおいを与え、しっとり感が長持ち
- ◆つっぱり感無く、すっきりとした洗い上がり
- ◆天然由来成分にこだわった、やさしい自然派石鹸
- ◆ラベンダー、シダーウッド、ユーカリ、マジョラムの精油を使用したあたたかみある香り



クリスタル岩塩 (ミルタイプ) 粗粉碎 250g

商品コード KK-009B

907円 (税込 980円)

軽減税率対象



クリスタル岩塩 (パウダータイプ) 250g

商品コード KK-009A

907円 (税込 980円)

軽減税率対象

世界最高品質の岩塩

ヒマラヤ山脈の二億五千万年前の地層に眠る太古の海からきた宝石
原産国：パキスタン

◀料理にはパウダータイプがおすすめ

熱量：0kcal
タンパク質：0g
脂質：0g
炭水化物：0g
ナトリウム：39.1g
カルシウム：110mg
マグネシウム：34mg
カリウム：110mg



じゃばら

商品コード KW-729

30粒入 (3粒入分包×10包)
1,980円 (税込 2,138円)

軽減税率対象

原材料名：じゃばら果皮乾燥粉末、マルトース、結晶セルロース、ステアリン酸カルシウム、HPC、微粒二酸化ケイ素、安定剤 (グァーガム)
内容量：9g (300mg×30粒)

花粉に毎年お悩みのかたへ
つら~い花粉の季節に



和歌山県北山村産
じゃばら果皮使用
30粒入

柑橘じゃばら
じゃばら果皮配合サプリメント
ナリルチン：1粒当たり11mg含有



ジャスパー入り足裏シート

商品コード KK-880

樹液シート / 固定テープ
各30枚入り
3,200円 (税込 3,520円)


サイズ：樹液シート 60×80mm
固定テープ 100×120mm

土踏まずにサッと貼って
寝るだけで翌朝スッキリ

パワーストーン
ジャスパー配合はこのシートだけ!

意欲が湧き自信がつく天然石で、和名「碧石」と崇められています。近年、碧石に遠赤外線効果が認められ注目されています。


遠赤外線でじんわり温め
血の流れをサポート!



使用前 使用後

「じゃばら」とは?
和歌山県北山村産の柑橘類。有効成分 (ナリルチン) が他の柑橘類と比べ圧倒的に多く含まれています。特に果皮に多く、果皮の乾燥粉末は「抗アレルギー用組成物」として特許も取得しています。

杖



バンブーステッキ

商品コード KZ-267

4,500円 (税込4,950円)

握りやすさとフィット感にこだわりぬいた竹虎の杖

- 右手にも左手にもフィットするカーブ形状のグリップ
- しっかり握れるスリムネック(細首タイプ)
- 杖から手をはなしても安心なストラップ付

サイズ	φ 16/19×H680～960mm (25mm きざみ・12段階)
対応身長	目安 130～186cm
重量	310 g
材質	[本体] アルミニウム [握り手] TPR、PP [ストラップ] ポリエステル [杖先ゴム] TPR



ストラップ

商品コード KZ-271

400円 (税込440円)



杖ゴム

商品コード KZ-268

600円 (税込660円)

シャフト径16mm用



バンブーステッキ
ワイド

商品コード KZ-269

4,500円 (税込4,950円)

手のひらや手首への負担が少ないワイドグリップ

- 幅広のグリップで手への負担をサポート
- 杖から手をはなしても安心なストラップ付

サイズ	φ 1.9/2.2×H68～96cm (2.5cm きざみ・12段階)
対応身長	目安 130～186cm
重量	390 g
材質	[本体] アルミニウム [握り手] TPR、PP [ストラップ] ポリエステル [杖先ゴム] TPR



ストラップ

商品コード KZ-271

400円 (税込440円)



杖ゴム

商品コード KZ-270

600円 (税込660円)

シャフト径19mm用



愛杖 Eシリーズ
伸縮タイプ

商品コード KZ-264

5,800円 (税込6,380円)

愛杖シリーズ定番の伸縮杖。スリムネックと先ゴムがリニューアルして登場です。単色&柄とも4カラー、ストラップも標準装備になります。

	201A～204A	251A～254A
材質	シャフト	アルミ合金
カラー・柄	グリップ	ブラウン
	シャフト	単色
	グリップサイズ	【概算】W120×H37×D22 最細メッキ部 12mm
	ネック	スリムネック シルバーメッキ調
	長さ	約735～960mm
	調節穴数	10 (調節ピッチ 25mm)
仕様	重さ	約270g
	上段シャフト径	19mm
	下段シャフト径	16mm
	ゴムチップ底径	40mm
	適応身長	約140～186cm
	ストラップ	Cタイプ ポリエステル



愛杖 Eシリーズ
折りたたみタイプ

商品コード KZ-265

6,300円 (税込6,930円)

愛杖シリーズ定番の折りたたみ杖。スリムネックと先ゴムがリニューアルして登場です。単色&柄とも4カラー、ストラップも標準装備になります。

	201B～204B	251B～254B
材質	シャフト	アルミ合金
カラー・柄	グリップ	ブラウン
	シャフト	単色
	グリップサイズ	【概算】W120×H37×D22 最細メッキ部 12mm
	ネック	スリムネック シルバーメッキ調
	長さ	約770～870mm
	調節穴数	5 (調節ピッチ 25mm)
仕様	重さ	約290g
	第1シャフト径	19mm
	2段以降シャフト径	16mm
	ゴムチップ底径	40mm
	適応身長	約148～168cm
	ストラップ	Cタイプ ポリエステル



折りたたみ時
※折りたたみ
ホルダー付き



交換用杖先ゴム

商品コード KZ-262G

500円 (税込550円)

16mm径用 (ボルトタイプ)
愛杖 Eシリーズ
伸縮タイプ/折りたたみタイプ



杖先ゴム
交換用 (トンボ)

商品コード KZ-196B

16mm 黒

商品コード KZ-196

16mm 茶

商品コード KZ-237B

17mm 黒

商品コード KZ-237

17mm 茶

各500円 (税込550円)



杖先ゴム
松葉杖用

商品コード KZ-262C

22mm グレー

500円 (税込550円)



杖先ゴム
オールニースクラッチ用

商品コード KZ-262D

19mm 黒

500円 (税込550円)



柔軟性と安定性を両立
自立するので、どこにでも置きやすく、接地部分が幅115mmもあるので、抜群の安定性。快適な柔軟性と滑りにくい、あんしん設計で歩行をサポートします。



16mm径用と18mm径用があります。
最大幅80mmの、自立する三点式杖先ゴム。

たっちゃんラージ

商品コード KZ-247

2,500円 (税込2,750円)


	規格	カラー
A	16mm	黒
B	16mm	茶
C	16mm	赤
D	18mm	黒
E	18mm	茶
F	18mm	赤

たっちゃん

商品コード KZ-248

900円 (税込990円)

	規格
A	16mm
B	18mm



松葉杖

商品コード KZ-261

2本組み

6,000円

軽くて長さ調節が可能
グリップの高さや、杖の長さを調節可能。
適度な柔らかさの脇当てにより、脇への負担を軽減します。長く歩いても疲れないう軽いアルミでできています。

			S	M	L
材質	グリップ		ウレタン		
	シャフト		アルミ合金		
カラー	グリップ		グレー		
	シャフト		シルバー		
仕様	杖の長さ	全長	約93～113cm	約113～133cm	約134～154cm
		脇あてからグリップまでの長さ	約22～37cm	約36～51cm	約41～56cm
	杖の重量	約1620g/2本	約1750g/2本	約1920g/2本	
	径の長さ	シャフト径：22mm			
	杖先ゴム	松葉杖用・22mm・グレー 底径：43mm			
	適応身長	約136～153cm	約154～173cm	約174～194cm	
	生産国	台湾			



ワールド・アルミ松葉杖

商品コード KZ-120

2本1組

15,000円

手の握り位置や高さの調節がプッシュボタンで簡単に変わります。

- プッシュボタン操作だけ、あとは全く不要、握りの高さや調節と杖全体の長さの調節が簡単・確実・安全にできます。握りの固定用アナがないため耐静荷重313kgという驚異的な強度です。
- 程よいやわらかさで脇にやさしく当たる定評のセフティーカバー。
- 昇降スライダーと支持機構プッシュボタンで簡単に握りの高さ調節ができ、確実に固定される全く新しい画期的なシステムです。

A	特大	151～131cm 1065g
B	大	143～123cm 1050g
C	中	129～109cm 970g
D	小	114～99cm 810g



内径 20mm

杖ゴム (ワールド)
アルミ松葉 (1コ)

商品コード KZ-174A

740円 (税込814円)



内径 28mm

杖ゴム R-1
木松葉 (1コ)

商品コード KZ-174D

300円 (税込330円)



四点支持杖

商品コード KZ-128A

ラージベース

8,700円

950g

ベース 20×31cm

共通仕様

高さ調節 71.5～94.5cm、カラー：シルバー

■余分な力を使わずに安心して使用できます。

■重力が低く、バランスがとりやすい杖です。

■ハンドルを回転させることで、左用・右用の使用が可能です。

商品コード KZ-128B

スモールベース

8,050円

740g

ベース 15×20cm



ラージ用



スモール用

四点支持杖用 ゴム (1ヶ)

商品コード KZ-183A

ラージ用・内径 14mm

グレー

商品コード KZ-183B

スモール用・内径 12mm

黒

各 390円 (税込429円)



オールニースクラッチ

商品コード KZ-250

13,000円

伸縮タイプ

耐荷重 150kg

右手用・左手用あり

A		レッド	右手用	E		レッド	右手用
B	U型	左用	左手用	F	O型	左用	左手用
C	カフ	右用	右手用	G	カフ	右用	右手用
D	ネイビー	左用	左手用	H	ネイビー	左用	左手用

		レッド	ネイビー
材質	グリップ	ソフト樹脂 (反射板付き)	
	シャフト	アルミ合金	
カラー	カフ	ブラック	
	シャフト	ブラック	
仕様	杖の長さ	レッド	ネイビー
		カフ～グリップ：約 22～27cm (2.5cm 間隔の 3 段階調節式) グリップ～杖先：約 71～101cm (2.5cm 間隔の 13 段階調節式)	
	杖の重量	U型：約 780g	O型：約 810g
		24mm	
	杖先ゴム		オールニースクラッチ用 19mm・黒 底径 45mm
	適応身長		約 136～196cm
生産国		ドイツ	

ドイツ オッセンベルグ社製
ロフストランドクラッチ
(前腕部支持型杖)

視覚障害者用

白杖

商品コード KZ-257

WH-1 (ストレート)

7,500円

商品コード KZ-258

WH-2 (折りたたみ・細)

5,000円

商品コード KZ-259

WH-3 (ストレート)

4,500円

商品コード KZ-260

WH-4 (伸縮 3 段階)

6,000円



WH-1



WH-2

折りたたみタイプ



WH-3



WH-4

伸縮タイプ

		WH-1	WH-2	WH-3	WH-4
材質	シャフト	グラスファイバー	アルミ合金	木製	アルミ合金
	グリップ	ブラック	—	ブラック	ブラック
カラー	シャフト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト
	杖の長さ	100cm	100cm 折りたたみ時： 約 28cm	100cm	100cm 収納時： 約 41cm
仕様	杖の重量	約 145g	約 115g	約 200g	約 150g
	径の長さ	最大部：22mm シャフト上部： 14mm	最大部：22mm シャフト上部： 14mm	最大部：32mm シャフト上部： 20mm	最大部：32mm シャフト上部： 20mm
		日本			
	生産国	日本			

※白杖の使用にあたっては必ず歩行訓練士などの専門家の指導を受けてください。
※白杖は目の不自由な方の案内用歩行補助杖のため、ご使用の方の体重を支えることはできません。

『開業・リニューアルオープン』をお考えの際は お気軽にご相談ください




地域に根差す

鍼灸院・接骨院

～ 鍼灸院・接骨院開業設備参考例 ～




レイアウト参考図



鍼灸マッサージ院


- ①電子温灸器 CS-2000/CS-1000
- ②ラスパーA・MC
- ③カナホットモイスト 温熱治療器
- ④ステンレスワゴン 30型
- ⑤低周波サノス
- ⑥バイオミニII (微弱電流)
- ⑦紫外線殺菌保管庫
- ⑧オートクレーブ (殺菌器)
- ⑨超音波洗浄器
- ⑩器械卓子



接骨院

- ①カナホットモイスト 温熱治療器
- ②低周波サノス
- ③バイオミニII (微弱電流)

Opening Plan



鍼灸院・接骨院のご開業に関するご相談は
キャリア豊富なカナケン営業マンにご相談ください。

50 音別索引

ア行

アームボトランス®(腕吊り) ……………	161	イワツキ晒 ……………	165	M451N(ロゴなし)リスト サポート ……………	147
RBトレーニングチューブ ……………	175	イワツキ CPEグローブ ……………	53	M451F(ロゴあり)リスト サポート ……………	147
アイクレイ台座灸 泉 ……………	34	InBody270 ……………	47	M452 リストストラップ ……………	147
アイクレイ台座灸 和 ……………	34	InBody380N ……………	47	M455 リストサポートDS ……………	147
愛杖 Eシリーズ ……………	182	員利針 ……………	22	M463 ショルダーサポート ライト ……………	146
アイシングセット ……………	130	員利太針 ……………	22	M474 コンプレッション サイラップ ……………	144
アイシングフィットG ……………	131	ウィル・ステラVHジェル ……………	52	M489 エルボーバンド DP ……………	146
アイホット ……………	60	ウーリーナイロンタイⅡ(包帯) ……………	164	M510 スポーツユニット ニー ……………	142
亜鉛粒 ……………	26	ウールサポーター ……………	152	M530 テーピングサポーター M ……………	145
赤箱日本一黄金山 ……………	36	ウエルトニック アブダクション ……………	117	M656 パワーアームスリーブ(1個入) ……………	148
アクアキューブ ……………	113・114	ウエルトニック レッグエクステンション ……………	117	M4191 ショート ニーラップ ……………	142
アクアゲルホットパック ……………	111	ウエルトニック レッグプレス ……………	117	M4192 ダブル ニーラップ ……………	142
アクアシート ……………	171	ウエルトニック ローイング ……………	117	M4193 ランニング ニーバンド ……………	142
アクアタイザー ……………	113	内パネ式 ナーススコープ ……………	43	M4305 ファントム アンクルブレイス 5 ……………	145
アクセルパイプ MD-7310 ……………	176	ULTRASON(ウルトラソニック) RE-3000 ……………	102	M4321 フィギュア8 アンクルラップ ……………	145
アクティベータⅠ ……………	66	A71/5: 環椎と軸椎モデル、後頭骨・スタンド付 ……………	79	M5130 4WAY ニット エルボー-EP ……………	146
アクティベータⅡ ……………	66	A84/1: 股関節ミニモデル ……………	79	M6440A HEX アームスリーブ(2個入) ……………	148
アクティベータⅡ イージーグリップ ……………	66	A85/1: 膝関節ミニモデル ……………	79	M6440L HEX レッグスリーブ(2個入) ……………	148
アクティベータⅣ ……………	66	A86/1: 肩関節ミニモデル ……………	79	M6441A HEX アームスリーブ(1個入) ……………	148
アクティベータⅣ イージーグリップ ……………	66	A87/1: 肘関節ミニモデル ……………	79	M6441L HEX レッグスリーブ(1個入) ……………	148
アクティベータUSB ……………	66	A300: 筋付頭蓋モデル ……………	79	M6566 パワーアームスリーブ(2個入) ……………	148
握力計 ……………	45	H型DXベッド ……………	60	M6570 パワーレッグスリーブロング(1個入) ……………	148
足裏凸凹ローラー ……………	177	A80: 肩関節, 機能モデル ……………	79	M6572 パワーレッグスリーブロング(2個入) ……………	148
足の反射療法チャート ……………	82	A81: 股関節, 機能モデル ……………	79	M6577 パワーレッグスリーブ(2個入) ……………	148
足指小町 外反母趾クッション ……………	151	A82: 膝関節, 機能モデル ……………	79	MA101 コンディショニング ニー ……………	149
足指小町 かかとがつるつるになるサポーター ……………	151	A83: 肘関節, 機能モデル ……………	79	MA102 コンディショニング フルレッグ ……………	149
足指小町 歩行らくらくサポーター 足裏クッション ……………	151	ATミニチャージ ……………	91	MA103 コンディショニング カーフスリーブ ……………	149
足指小町 歩行らくらくサポーター NEW外反母趾・内反小指ハードタイプ ……………	151	EXCARE Di ……………	96	MA104 コンディショニング アームスリーブ ……………	149
足指小町 歩行らくらくサポーター 縫い目がないタイプ ……………	151	エクスケアプロⅢ ……………	96	MA105 コンディショニング サイ ……………	149
足指小町 歩行らくらくサポーター ハードタイプ ……………	151	エグゼトロン ……………	97	MA106 コンディショニング エルボー ……………	149
足指小町 巻き爪テープ 2WAYタイプ ……………	150	エクセルスパイラルテープ ……………	129	M針 ……………	17
足指小町 巻き爪予防サポーター ……………	150	エコージェル ……………	103	MB2 ローラー・マッサージボール ……………	172
足指小町 歩行らくらくサポーター ソフトタイプ ……………	151	エコ グリッド フォームローラー® ……………	172	MP針 ……………	17
アステオ ……………	101	エコ消エタ® 消毒液 ……………	169	エモシア ……………	105
アストロン ……………	98	SNスミス(チェアー) ……………	77	エラスコット(包帯) ……………	164
ASTRIM FIT ……………	47	エスカルゴⅢ ……………	176	LEDライト付 電動爪切り ……………	177
圧指プチバン ……………	25	エスカレート ER-F100 ……………	114	エルゴ減菌バック ……………	50
アドール®E(胸部固定帯) ……………	160	エスクリンα(消毒剤) ……………	28	エルゴプラスビロー ……………	180
アドール®女性用(胸部固定帯) ……………	160	エスティア(耳つばジュエリー) ……………	26	遠赤外線ランプ ……………	86
アブソリュート マセクサーミニ ……………	120	STKトラベル ……………	172	遠赤ソフトサポーター ひざ ……………	152
アルフェンス(アルミ副子) ……………	166	STスミス(チェアー) ……………	77	円皮鍼 ……………	17
アルベツト手指消毒用 ……………	52	SDポータル ……………	61	オイル・オブ・エミュー ……………	55
アンクルクロス ……………	155	ESTHELUX E-pro(エステラックス イープロ) ……………	95	オイル・オブ・エミュー・ソープバー(顔・全身用) ……………	55・181
アンシルク ……………	163	ESPRIT(エスプリ) ……………	89	オーソテック アーチサポート ……………	133
アンダーラップ ……………	126	エスミス ……………	93	オートヘルサー ……………	114
Etak フルプロテクション ZERO ……………	52	エスミス ES-4402 ……………	100	オームバルサー ……………	89
一灸(IKKYU) ……………	40	EXバストセット ……………	69	オーラ岩盤キルト 極 半身浴 ……………	178
一光のスキんクリーム ……………	53	EXバストマット ……………	69	オールニーズクラッチ ……………	183
移動式姿勢矯正鏡 ……………	117	EX半円マクラ ……………	69	オキシボーイ ……………	44
イトー IM2000 ……………	91	EXフェイスマット ……………	69	オステオトロンV ……………	104
イトー ES-5000 ……………	99	HM70 EVO(超音波画像診断装置) ……………	48	オムロン デジタル自動血圧計 ……………	43
イトー ES-8000 ……………	99	Fエラスチックテープ ……………	127	オメガ式H型DXベッド ……………	60
イトー easyangle ……………	45	Fトレーナーズバッグ ……………	121	オリジナルビロー ……………	180
イトー SW-203 ……………	104	M18: 手の構造, 3分解モデル ……………	79	オルソグラスⅡ ……………	168
イトー ESTIMUS ……………	100	M33/1: 手関節, 筋・靱帯付, 4分解モデル ……………	79	オルテックス ……………	168
イトー ESPURGE ……………	93	M34/1: 足関節, 筋・靱帯付モデル, 6分解モデル ……………	79	温感ダイハップL ……………	170
ITO STIM BARRIER ……………	94	M34: 足関節, 靱帯付モデル ……………	79	オンキュー ……………	41
イトー US-101L ……………	102	M402 オープン ニーサポート ……………	142	温Qジェル ……………	57
イトー US-777 ……………	102	M414 ニーストラップ ……………	142	温灸純艾條 ……………	31
イトー UST-770 ……………	102	M419 マルチアクション・ニーラップ1 ……………	142	温暖(灸頭鍼用) ……………	32
医療用和紙ディスボカバー ……………	67	M432 ストラップ アンクルサポート ……………	145	温暖専用キャップ ……………	32
irodori 温灸ローラー ……………	37	M436 アキレスサポート カーフラップ ……………	145	温熱シップ ……………	171
irodori 炭化棒灸 ……………	37	M443 コンプレッション カーフラップ ……………	144		
		M448 フィンガーサポート ……………	148		
		M449 フィンガーサポート バディ ……………	148		

サージカルテープ	29
SARNOS (サーノス)	92
スーパークレープ	49
最上点灸用もぐさ(釜屋)	36
サクロアクティブ・DX	159
サクロデラックス	159
サクロフィックス	159
サクロライト・DX	159
殺菌灯付保管庫	50
サポートラップ アンクル&エルボー	155
サポートラップ ニー	155
サポートラップ リスト	155
サムフィット®・CM	155
さらさアンダーラップ	126
サラサイド除菌クロス	52
さらさ キネシオロジーテープ	123
SARASA 自着性テープ	128
SARASA 伸縮ソフトテープ ハンディークットタイプ	128
さらさ伸縮テープ	123
SARASA 伸縮ハードテープ	127
SARASA ビューティーニードル	12
さらさホワイトテープ	126
SARASA メディカルニードル	12
SARASA メディカル ONE	12
サラヤアルコール含浸綿	28
サラヤインプロパノール70%	169
サラヤ 塩化ベンザルコニウム液	169
サラヤ サージカルマスクF	53
サラヤ消毒用エタノール	169
サラヤ ニトリルグローブ ソフトフィット	53
サラヤ針捨てBOX	28
三角巾(フチトリ)	166
三角ばり	21
三角よねやま式	21
サンクレープ	49
酸素カプセル OXYGEN CAPSULE O2+	116
酸素ルーム O2 ROOM スクエア	116
酸素ルーム O2 ROOM ブレッドA・タイプS	116
サンビーマー	86

サンホット	109	シンアツシン	178	スピーダーボード	64
三稜針	24	新インペタン1%	170	Smart Pulse (スマートパルス)	47
CIANA アンクルストレッチャー	175	新ガラスSTR (ストレート) カップ	84	スマートワゴン	73
CIANA ST マッサージクリーム	56	鍼灸カルテ	75	スームスピローケース	180
CIANA ジムボール	173	針灸具バット	51	3M マルチポア スポーツ	123
CIANA シリコンカッピング	83	鍼灸経絡経穴図	80	3M マルチポア スポーツライト	123
CIANA バランスボード	173	鍼灸標準経穴模型 (日本語版)	78	スリッパ殺菌ディスペンサー	74
CIANA フォームローラー	173	針具皿	51	スロープフェイス (マット)	71
CIANA フロッシングバンド	129	神経系 (図)	81	静穏エアークンプレッサー	65
CIANA ベーシックマッサージオイル	56	診察券受	75	セイリン M-Ayame (M-アヤメ)	11
CIANA ポータブルテーブル ソラナ	62	診察台 EX-CS2N	59	セイリン ELIPEAS (エリピース)	11
CIANA ポータブルテーブル デルマ	62	診察台 EX-CS3N	59	セイリン L-Tsubaki (L-ツバキ)	11
CIANA ポータブルテーブル ピア	62	診察台カバー	68	セイリン Gタイプ	11
CIANA ポータブルテーブル モニカ	62	しんざつベッド	61	セイリン J-Sakura (J-サクラ)	11
CIANA ポータブルマッサージチェア・ラグーナ	61	伸縮セラビ	77	セイリン J-Sakura15 (J-サクラ15)	11
CIANA マッサージクールローション	56	伸縮バビンスキー	44	セイリン J-Matsuba (J-マツバ)	11
CIANA マッサージホットジェル	56	人体ゴム印	75	セイリン 小児針Ⅱ型	16
CIANA ヨガトレーニングマット	173	人体の脊柱 (図)	81	セイリン D-Kaede (D-カエデ)	11
CIANA ネットストレッチャー	175	新テイパップ A クール	170	セイリン パレット	11
CIANA レッグトレーナー	175	新火消しつば	31	赤外線灯 IR-2 アルファトロン	86
GS イージーベッド	64	審美六鍼	23	赤外線灯 アルテリア	86
GS スリムベッド	64	吸灸	83	赤外線ランプ	86
CK チェア	77	水銀レス血圧計	43	石州紙	166
シームレスサポーター	152	水素ガス充填装置 DAYS (デイズ) TM-1	120	脊柱可動型モデル	78
紫雲膏 (シウンコウ)	32	水素吸引機 H2J11	120	セダンテ クレア	97
シェイプバンド	174	吸玉療法 (書籍)	84	セダンテ ネオ	97
シェイプリング	174	スーパーカイン	97	セラバンド	174
CIANA クレイバック	110	スーパーコールド (ノンフロン)	130	セラピア	86
ジェルヒールカップ	133	スーパーセルム RF+	120	セラビムボディ E8	95
ジェルヒールパッド	133	スーパーフレクション	64	セラミック電子温灸器	41
耳介図カラー図鑑	80	スーパープロ アンクルラップ	145	線香	30
紫外線 (殺菌ランプ)	50	スーパープロ アンクレット	145	全身骨格モデル	78
鹿皮	15	スーパープロ エルボーラップ	146	せんねん灸 アロマきゅう	38
シグマックスアームスリング (腕つり)	161	スーパープロ エルボーラップライト	146	せんねん灸 オフ にんにくきゅう 近江	33
シグマックス ファシリエイドサポーター母指	147	スーパープロ サイラップ	144	せんねん灸 オフ みそきゅう 湖国	33
止血鉗子	84	スーパープロ ショートニーラップ	144	せんねん灸 オフ レギュラーきゅう 伊吹	33
耳針療法のためのポイントマスター	80	スーパープロ ニーラップライト	144	せんねん灸 強力温熱 レギュラー	33
刺鍼練習用フェイス	78	スーパープロ リストラップライト	147	せんねん灸の奇跡	33
シチズン上腕式血圧計 CHUH533	43	スーパーライザー	87	せんねん灸比叡	32
シチズン超音波洗浄器	50	スキナゲート	29	せんねん灸 レインボー	33
シチズン手首式血圧計 CHWL350	43	スキナゲートガチット	29	ソナタピロー	180
シチズン電子体温計	44	スクワラン	57	ソニックタイザー SZ-100	104
遮眼子	44	スタイレックス Q R+	119	SONON 500L	48
ジャスパー入り足裏シート	181	スダレ副木	166	ソフトスプリント	166
じゃばら	181	スチームホットアイ N	111	ソフトブル	152
ジャンボローラー	20	スチームホット C-600N	111	ソフラウルファー® アーチ ローパッド	155
集毛針	19	スチールカルテ棚	75	ソフラウルファー® エイト	155
手動式ハイローベッド	59	ステアライザー (デジタルタイマー付)	50	ソフラウルファー CM	155
上下肢台	73	ステーションナリ	65	ソフラウルファー® TFCC	156
上肢交互運動器 (椅子型)	117	ステリキャビ STR-35	50	ソフラクール® サポーター	130
上晒薬もぐさ	32	ステンレスシャーレ	51	ソフラクール® バック	130
消毒用イソプロパノール 50%「ヤクハン」	169	ステンレス万能ソボ	51	ソフラテトラメン	28
消毒用エタノール	169	ステンレスワゴン	73	ソマセプト	18
消毒用エタノール α カネイチ	169	ストーンセラピー	112	ソマセプト ミオ	18
小児 K セット	23	ストレッチャー	68	ソマレゾン	18
小児鍼額入り標本	23	ストレッチピロー (マクラ)	72	ソリウス	98
昭和製薬インプロ 50	169	ストレッチボール EX 型	173	ソルボウェッジヒールサポーター	138
上腕式血圧計	43	ストレッチボール EX 型 ハーフカット (2個セット)	173	ソルボウェッジヒールサポーター 薄型	138
自律神経系 (図)	81	ストレッチボール EX 型 ハーフカット (2個セット)	173	ソルボウォーク ニーサポーター	141
自律神経測定器 IW-zen	46	ストレッチボール MX	173	ソルボウォーク ニーレッグサポーター	141
視力表	44	ストレッチングボード EV Ver2	177	ソルボ外反母趾サポーター 薄型	140
視力表示棒	44	ストレッチングボード XO Ver2	177	ソルボ外反母趾サポーター 固定薄型メッシュタイプ	139
シルバーマグ S 理療用	26	スノーバック・クール	131	ソルボ外反母趾サポーター スーパーメッシュ薄型	139
シルバーマグ G 理療用	26	スパイラテックス	129	ソルボ外反母趾サポーター スキニーパワーフィット	139
白杖	183	Spairal Taping Therapy Assist Tool	129	ソルボ外反母趾サポーター スキニーフィット	139

ソルボ外反母趾・内反小趾サポーター薄型	140
ソルボ外反母趾・内反小趾サポーター 固定薄型メッシュタイプ	139
ソルボ外反母趾・内反小趾トゥガード	140
ソルボ外反母趾・内反母趾ワイアーチサポーター固定型 固定薄型メッシュタイプ	139
ソルボかかとくんアーチサポート	138
ソルボかかとくんヒールロック	138
ソルボクッションパッド	135
ソルボタテアーチサポーター	137
ソルボタテアーチサポーター薄型	137
ソルボタテアーチフィット	137
ソルボ中殿筋サポーター	158
ソルボDoエルボーバンド	141
ソルボDoオスグッド・シュラッターバンド	141
ソルボDoジャンパーズニーバンド	141
ソルボDoリストサポーター	141
ソルボウクッションドライメッシュ足底用	140
ソルボバランスウオーク アーチサポート	140
ソルボバランスウオーク オープントゥガード	140
ソルボヒールサポーター	138
ソルボヒールサポーター ジュニア用	138
ソルボフィットバンド開帳足用	138
ソルボフィットバンド手首用	141
ソルボフィットバンドテニス肘用	141
ソルボフィットバンド膝用	141
ソルボ フットサポーター薄型	138
ソルボヨコアーチサポーター	137
ソルボヨコアーチサポーター薄型	137
ソルボヨコアーチフィット	137
ソルボライト	135
ソルボライトPRO	135
ソルボ楽らくひざガード	141

タ行

タイサリット・プラス	54
タイサリット・プラス詰め替用	54
太乙薬條	31
ダイハップ Aクール	170
ダイハップ FRテーブVa	170
タイフレッシュ・アルコール液	54
タイフレッシュ・エースNeoII	54
タイフレッシュ・ユニV	54
大宝 SP-1 銀鍼	14
大宝 DSP-4 銀鍼	14
大和漢 棒灸	31
タケトラ® ニトリル手袋	53
打診器	44
脱衣カゴ	73
脱脂綿	28
たっちゃん	182
たっちゃんラージ	182
タニタ 体組成計MC-780A-N	119
たま型小児針	21
達磨(だるま)	35
達磨スーパータックル	35
炭化艾	32
知覚計	44
竹塩	31
竹塩専用陶器	31
竹塩陶器セット	31
チクチクバンバン	25
チタンパイオネックス	16
チャッカマンぬくもり	30・32
長安 NEO DX	36
チュビコット(包帯)	165

チュチュつけるだけ	54
超音波洗浄器	50
調気小児鍼	21
長生灸	36
長生灸お灸日和フルーツ	33
長生灸 Non-smoke (ノンスモーク)	33
長刀針	21
調熱絆	36
長柄ローラー針	20
治療日誌	75
治療ベッド用ホットバックBC-120	109
チル・コールド	130
ツウリーボーダブルテーブル100	64
ツェゴン(3段)	73
杖ゴム	183
杖先ゴム	182
つぼ灸 NEO NEXT	36
D-R ウェッジ パッド	134
ディーエーススティック	24
ディーエーススティック5	24
ディーエーススティック・エナジー	24
DSIS 2軸アーチ パッド	134
DSIS 3軸アーチ パッド	134
DSIS R ウェッジパッド	134
DSIS LTWパッド	134
DSIS ソルボウォーキング	136
DSIS ソルボ外反母趾対策フルインソールタイプ	135
DSIS ソルボキッズフルインソールタイプ	135
DSIS ソルボサッカー	136
DSIS ソルボサッカージュニア	136
DSIS ソルボテニス	136
DSIS ソルボバスケット	136
DSIS ソルボバレーボール	136
DSIS ソルボベースボール	136
DSIS ソルボヘルシーフルインソールタイプ	135
DSIS ソルボメディフルインソールタイプ	136
DSIS ソルボランニング	136
DSIS ヒールウェッジパッド	134
DSIS 前足ウェッジ パッド	134
DSIS ロングアーチ パッド	134
D-縦軸 アーチ パッド	134
D-横軸 アーチ パッド	134
鍍針	22
てい鍼管	22
鍍針ダイオード入	22
ディスボカバーTP(L)	67
ディスボ鍼 I'SSHIN Mstyle	13
ディスボ鍼 I'SSHIN Bstyle	13
ディスボ鍼 カナケンディスボ鍼【はり皿付】	10
ディスボ鍼 カナケンディスボ鍼【はり皿付】フェイスタイプ	10
ディスボ鍼 光華	8
ディスボ鍼 ディスポ中国鍼	9
ディップエイド® プラス	150
ティバップID	170
ティバップFB	170
ティバップZクール	170
低反発バスト(マット)	71
ティプラスターID	170
ティプラスター LX 大判	170
手経穴模型	78
手仕上げ極上コバルト鍼	14
テニスエルボーサポーター	156
DX クラウン	60
DX 骨盤カーナードメッシュ	156
DX マッサージベッド	60

デラックス腰痛帯	158
デルタ(低周波治療器)	100
点火棒	83
電気刺激装置 NM-F1	104
電子温灸器	42
電子温灸	41
電動EXベッド	58
点灯管(グロウランプ)	50
電動ハイローベッド	58
電動ボディベッド	58
電動ライトベッド	58
等身大骨格モデル	78
頭鍼療法刺激区図	80
頭部経穴模型	78
頭部と頸部(図)	81
銅ポインター	22
銅粒	26
ドクターメドマー DM-4	179
徳用もぐさ(袋入) 業務用	30
トムソントーブル モデル440	65
トラクタイザー	115
トランスポアー	29
ドリーム500(馬油40%)	56
ドリーム430(馬油40%)	56
ドリームワインゲル(馬油40%)	56
トリゾン液	169
ドルフ®ソフト2号	162
ドルフ®ソフト小児	162
ドロップベンチ	65

ナ行

ナースエース	49
ナイスアイス	130
長田式器具	25
長田式デルマトーム人形	25
ナノLTE マルチ マッサージローラー	172
ナノフットローラー	172
ナノフットローラー X	172
軟膏壺	166
ニーブレース	161
247B-MODE かかとWモイストサポーター	151
247B-MODE Wモイストサポーター 足裏・かかとタイプ	151
ニチバン紙バン	29
ニット(伸縮) 診察台カバー	68
ニトリート 足首かんたんスポーツ	122
ニトリート アンダーラップ UW-70	126
ニトリートEB	127
ニトリートEBH	127
ニトリート オムニダイナミック	124
ニトリート ケネシオロジーテープ	122
ニトリート ケネロジEX	122
ニトリート ケネロジPRO	122
ニトリートCB	125
ニトリートCBカラー	125
ニトリートスポーツバッグ	121
ニトリートバリュースバック	125・127
ニトリート ひざかんたんウォーキング	122
ニトリート ひざかんたんスポーツ	122
日本製爪やすり	177
2枚セット経穴図	80
ニューアトム	73
ニューアトムフェイス	73
NEW エアー プラス	132
NEW ゲルまくん	112

ニューセットL1	71
NewタウバーピアンカS	53
ニューニードル(ディスボ銀)前田製	14
ニューニードル(ディスボ・ステンレス)前田製	14
ニューハレ AKT34mロングロール	124
ニューハレ AKTロール	124
ニューハレ SKロール	124
ネオ消アル[ヨシダ]	169
NEO ディスボ鍼	12
NEO テクトロン ONE-P6	95
NEO テクトロン ONE-P6 Plus	95
ネオプロゼリーT	103
ネパノン	121
ねりもぐさ	31
粘着スプレー A-220	121
粘着パッド	88
ノイロシステムビジョン(NSV)	46
膿盆	51

ハ行

ハートビーマ	86
ハーバルキュー	41
バイオニアリモス	64
バイオネックス	16
バイオミニ II	90
梅花針	19
ハイスパン(包帯)	164
PY-Zero	16
PY-Zero φ9	16
ハイドロタイザー	107
函入り線香付もぐさ	36
箱入詰め替え用タルク	57
はさみ	121
はじめてのお灸 くだものかほり	38
はじめてのお灸 香木のかほり	38
はじめてのお灸 はなのかほり	38
はじめてのお灸 4つのかほり	38
はじめてのお灸 緑茶のかほり	38
「初めての方は是非お読み下さい」ポスター	80
バストバンド・エース	160
バストバンド・デラックス	160
バストマット	71
バストマット用ハーフカバー	67
バチばり	21
パッドクリーナー	54
バトルウィン アンダーラップテープ非粘着 U-70N	126
バトルウィン キネシオロジーテープ強粘着	124
バトルウィン くっつくバンデージBP	128
バトルウィン スポーツバンデージBP	127
バトルウィン W グリップBP	128
バトルウィン テーピングテープE-タイプ 非粘着	127
バトルウィン テーピングテープC-タイプ 非伸縮	125
バトルウィン 手で切れるセラポアテープFX BP	124
バネ付き三稜鍼(小)	24
パラフィン	112
バランスディスク	173
バリアホット	110
ハリ皿	51
鍼シャーレ波型	51
鍼そうかんホルダー	15
ハリックス55 EX温感A	170
針のばし	15
針練習器	18
バンシン ネオ	40

バンシン ブロ	40
ハンディ氷のう	130
ハンドヘルド マッサージボール	172
ハンドポンプ	84
ハンドラップ	51
万能ツボ	51
バンブーステッキ	182
バンブーステッキワイド	182
P 針	17
ヒールカップ	133
ヒールパッド(ソルボ)	135
ヒールパッド(ムトエンタープライズ)	133
美顔ロール	67
ピコクリップ	89
ピコケーブル	89
ピコリナ	89
ひざぼかホットゲル	57
ピスタッチ	19
ヒットマッサー	176
人の生きた筋膜の構造(書籍)	82
ビットロード電極	89
検水	181
響(ひびき)	35
ヒビスコール	52
ヒビテン液	169
ビューティーカップ	84
ビューティシェイプストレッチャー	177
火を使わないお灸 世界	38
火を使わないお灸 太陽	38
ピンセット	29
ファイテンパワーテープ	27
ファイテンパワーテープX30	27
FAST TRAINER	119
ファルマテックスPlus	123
ファルマテックス緑	123
ファロス 円皮鍼	17
ファロス ディスボ鍼A300	12
ファロス ディスボ鍼C300	12
FAMUBO-D(ファンボ ディー)	48
フィジオ アクティブHV	99
フィジオ EMS8	96
フィジオ ショックマスター	101
フィジオ ソノ	103
フィジオバック	107
フィジオバック ウォーマー	107
フィジオ5D	98
フィジオ ラジオスティム	103
フィジカルメドマー PM-8000	179
フィットアンボ	109
フェイスペーパー	66
フェイス用クールマスク	131
フェザー®ブラッドランセット-SP	24
フェルト	121
フェルト のり付き	121
フォームラバー	121
フォームラバー ひざ用	121
フジカ スマートイレググホット	178
フジカ スマーティ F4-NX(スライダー付)	178
フジカ スマーティ F4-A5型	178
ぶしゃいけんくん	23
フタ付バット	51
フットプリンターセット	134
舟型シャーレ	51
舟型波付針シャーレ	51
ブラRP 8セット	84

ブラRP 16セット	84
ブライトン-100	167
ブラカップRP	84
プラスチック管	51
プリモスポーツ(ベッド)	63
フルインソール	135
ぶるCUREアイスバック	131
ブレイスサポーター	154
ブレイスPlusサポーター	154
ブレスネット(包帯)	165
ブレパント®(腰部・大腿部用サポーター)	161
プレミアムボディマット	72
プロ110 ニースリーブ	144
プロ180-C ドクターM-C	144
プロゼリー	103
プロテクト X2	52
ベッドシート(薄)	67
ベネチア(ベッド)	63
ベネチアスポーツ	63
ベネファクト(伸縮性粘着包帯)	123
ベビーパウダーシェーカー	57
ヘラ針	21
ホーキ針	19
ホータイ止	164
ホータイ巻器	164
ポータブルドロップ	64
ホールセット	71
ホカロン ほかほかうエストウォーマー	152
保険証診察券受	75
補法集毛針	19
ホット&クールパッド	110
ホットバック	111
ホットパッチ	171
ホットマグナー	106
ホットメイト	74
ホットリズムー	106
ボディ・ナビゲーション(書籍)	82
ボディマットD2	72
ボディメイクバンド	174
BODY RUB(ボディラブ)	55
ポリネット(頸椎固定用シーネ)	162
ホワイトベルト FB-100N	176
ボンドフリー(テーピングハサミ) NS-160	121

マ行

マイクロタイザー	105
マイクロボアー	29
マイクロリカバリーパッチ	27
前田金鍼	14
前田銀鍼	14
前田太丸管	15
前田無痛針管	15
前田六角管	15
マグレイン	26
マジックバンド	94
マジックベルト	94
栞おんきゅう	37
マスキング水	169
マスターパルスONE	101
MAX PULSE(マックスパルス)	47
マックスベルト se	158
マックスベルト me2	158
マックスベルト me3	158
マックスベルト me ブラック	158

ヤ行

ヤイック®(腰部固定帯)	157
薬草入浴剤	181
薬用オンセンス	112
山田式 遠赤ヒザラク スーパーメッシュ	153
山田式 カタラク 女性用	153
山田式 カタラク ワンタッチベルト 男性用	153
山田式 骨盤コンディショニングベルト	156
山田式 骨盤ストロングベルト	156
山田式 手指のサポーター 5本指	150
山田式 ヒザラク クロスアップベルト	153
山田式 ブラック遠赤ヒザラク スーパーメッシュ	153
山田式 ブラック手首らくらくサポーター	150
山田式 指らくらくサポーター	150
柔(やわら)	35
柔(やわら) スモークレス	33
油圧式昇降ベッド	59
ユーカリバタスブレンド	55
友好小児針	22
友好太針	22
ユートクカミバン	29
ユーフォリアQ	41
ユタカアルコール70	52
ユニコエスピーバン	17
ユニコエスピーバンG	17
ユニコ円皮鍼	17
ユニコ刺鍼練習台VII型	18
ユニコディスボ鍼 S	13
ユニコディスボ鍼 S8	13
ユニコディスボ鍼美容鍼 S	13
ユニコディスボ鍼美容鍼Pro	13
ユニコディスボ鍼 Pro	13
ユニコディスボ鍼 Pro8	13
ユニコバン S	17
ユニコバンG	17
ユニコ平軸皮内鍼	17
ユニコらくらく灸	34
ユニコリング皮内鍼	17
ユニバーサルピロー	180
指サック	53
予診表	75
米山式かっさボード	21
四点支持杖	183
四点支持杖用ゴム(1ヶ)	183

ラ行

LIGHENCE II (ライエンスII)	120
ライストロン	104
ライトガード	128
ライトスツール(チェアー)	77
楽トレ LITE	96
ラクラク調整サポーター	154
らくらくワンタッチ腰ベルト	159
Rakuretech アダクター	118
Rakuretech クラス	118
Rakuretech ショルダー	118
Rakuretech チェスト	118
Rakuretech ツイスター	118
Rakuretech 2in1	118
Rakuretech ハムスター	118
Rakuretech ヒップ	118
ラスパーエース	88

ワ行

ワーデル(粘着性弾力包帯)	123
ワールド・アルミ松葉杖	183
ワールブル(下肢用)	112
ワイドコルセットメッシュタイプ	159
ワニ口コード	89
ワンショットプラスヘキシジン0.2(滅菌済)	28
腕帯ゴム袋入	43
ワンハンド電子血圧計	43

マッサージボール MB1	172
マッサージボール MB5	172
マッサージボール MBX	172
末梢神経系(図)	81
松葉針	21
松葉杖	183
ミネラルマッサージオイル	57
Mrハーリー	23
ミナトバック	107
ミニキャビ	74
ミニボスター 足と足首の損傷	82
ミニボスター 脊椎の構造と異常	82
ミニボスター トリガーポイント 体幹	82
ミニボスター トリガーポイント 頭頸部と四肢	82
ミニボスター 内臓の働き	82
ミニボスター ムチ打ち損傷	82
耳経穴模型	78
耳鍼モデル	78
ミューラー 4ウェイ アジャスタブルニー	143
ミューラー アジャスタブル アンクルサポート JPプラス	145
ミューラー アジャスタブル エルボーサポート	146
ミューラー アジャスタブルリストサポート	147
ミューラー Mラップ カラー	126
ミューラー エラスチックバンデージ	127
ミューラー エルボーサポート	146
ミューラー オープンパテラ ニースタビライザー	143
ミューラー オムフォース®アジャスタブル ニースタビライザーAKS500	143
ミューラー コンパクト ニーサポート	143
ミューラー サムスタビライザー	147
ミューラー ショルダーサポート	146
ミューラー セルフアジャスティング ニースタビライザー	143
ミューラー ティアライトテーブ	128
ミューラー プレジション ニースタビライザー	143
ミューラー ホワイトプロテーブ	126
ミューラー MAX ニーストラップ JPプラス	142
ミューラー ワンダーラップニー	143
無煙棒灸	31
無煙艾条	31
メイシン	40
めぐりフレ	171
メタックス クリームb	57
メタックス ローションb	57
メダリスト アイピーゲル	56
メタルフィッシュ	23
滅菌バック	50
滅菌バック用シーラー	50
メディスティックペン	32
Mediture Light Plus(メディチャー ライト プラス)	85
メトル®(小折りガーゼ)	166
メモリー	133
綿球容器	51
メンタームQ	171
綿バイル包帯N	164
綿包帯(耳付)	164
モイストヒートバック	111
モービZ	45
MOXATH light(モクサス ライト)	41
もぐさ(箱入) 業務用	30
もぐさの箱きゅう	37
モクベッドS	61
モクベッドSH	61
モビバン	175
モビポイント・マッサージボール	172
もみギア MD-6115	176

1. 価格について

価格は2025年9月1日現在のものです。発行後余儀なく改定される場合がございますのでご承知おき願います。

※表示の価格は全て税別本体価格でございます。※商品名の頭にある🌸マークは非課税商品です。

2. 返品・交換について

- 商品には万全を期しておりますが、万が一、お届けした商品に不具合あった場合やご注文の商品と異なる場合は返品・交換をお受けいたします
- 未使用未開封、到着後1週間以内、当社が規定する返品不可商品でないなどの条件を満たした場合のみ、返品、交換を承っております。

それ以外についてはいかなる場合でも承ることができません。

返品不可商品、消耗品、電化製品、書籍、衣類、受注生産商品、医薬品、セール商品、および商品パッケージを開封した商品、お客様の取り扱いによる傷や汚れがついた商品の返品・交換はお受けできません。

【返品の条件】

- ▶未開封商品、未使用商品、破損がない商品で、到着後1週間以内に弊社へ返品希望を連絡済みであること。
- ▶往復の送料や決済手数料など、返品にかかる費用をご負担いただける事。

次の場合は、未開封の商品であっても返品・交換をお断りしております。

- ▶商品ページに【返品不可】と記載のある商品。
- ▶メーカー直送品。
- ▶受注生産品商品化粧箱の劣化、および伝票が直貼りされているという理由。
- ▶事前の連絡が無く返送されてきた場合当社が規定する返品不可商品、ベッド等。
- ▶その他、弊社が規約に基づき対応できないと判断した場合。

※弊社は特定商取引法によって規定されたクーリング・オフ（無条件解約）の適用対象外業種となります。
クーリング・オフはご利用いただけません。

※商品は予告なく変更することがございます。