



クリニック向け総合カタログ

2018



I N D E X

キャスト材・副木・キャスト関連補助材	1
固定帯・サポーター	7
機能性ウェア製品	27
衛生材料	28
弾性ストッキング・フットポンプ	31
アイシング	33
ME 機器	34

●本カタログでは、製品に付随する情報を以下のマークで記載しております。
※以下のマークは当社独自のものです。

医療機器分類の表示について

クラス

I

RISK

一般

一般医療機器に該当します。

クラス

II

RISK

管理

管理医療機器に該当します。

特管

特定保守

特定保守管理医療機器に該当します。

●本カタログの掲載価格はすべて税抜き価格です。別途、消費税を申し受けます。

キャスト材・副木・キャスト関連補助材

ギプス包帯 ニールスプリントF

クラス
1
RISK
一般

高い操作性と固定力でスムーズなギプス処置をサポートするパッド一体型のキャスト材。
7層のグラスファイバー製の芯材による固定力で患部をホールド。



速乾性薄型パッド (はっ水性フェルトパッド (肌接触面))



水硬化性樹脂を含浸させたグラスファイバー製のギプスシーネです。

パッド一体型のキャスト材のため、水に浸して患部に当てただけでスムーズなギプス処置ができます。

フェルトパッドの肌接触面はクッション性のある撥水生地を使用し、装着時の不快感を軽減します。肌に触れない面（水色）の面は速乾性に優れた薄型パッドです。

ロールタイプとプリカットタイプの2タイプを用意しました。

規格

タイプ	品番	種類	製品規格 (幅×長さ)	1箱 入数	価格 (本体価格)
ロールタイプ	196101	1号	2.5cm × 3.0m	1 ロール	¥ 6,800
	196102	2号	5.0cm × 4.5m	1 ロール	¥11,300
	196103	3号	7.5cm × 4.5m	1 ロール	¥13,100
	196104	4号	10.0cm × 4.5m	1 ロール	¥14,000
	196105	5号	12.5cm × 4.5m	1 ロール	¥16,200
	196106	6号	15.0cm × 4.5m	1 ロール	¥19,400
プリカットタイプ	196202	2号	5.0cm × 30cm	5 枚	¥ 4,100
	196213	3号 A	7.5cm × 30cm	5 枚	¥ 4,500
	196223	3号 B	7.5cm × 60cm	5 枚	¥ 9,000
	196233	3号 C	7.5cm × 90cm	5 枚	¥13,500
	196214	4号 A	10.0cm × 40cm	5 枚	¥ 6,500
	196224	4号 B	10.0cm × 65cm	5 枚	¥10,100
	196234	4号 C	10.0cm × 100cm	5 枚	¥15,300
	196205	5号	12.5cm × 70cm	5 枚	¥13,100

医療機器届出番号：13B2X10205002001 製造販売業者：メディレックス株式会社 販売業者：日本シグマックス株式会社

ギプス包帯 ニールスプリント SP

クラス
1
RISK
一般

高い操作性と固定力でスムーズなギプス処置をサポートするパッド一体型のキャスト材。
ポリエステル製の芯材により、切断面に鋭い棘が出ないため切断面の処理が不要。



カット直後



モルディング後



芯材にポリエステル素材を使用したギプスシーネ。キャストの切断面に鋭い棘が出ず切断面の処理が不要です。

L字固定など負荷のかかりやすい固定でも患部をしっかりとホールドします。モルディングもしやすく、患部にフィットしやすい仕様です。



X線透過性があり、装着したままでレントゲン撮影ができます。



ロールタイプとプリカットタイプの2タイプを用意しました。

規格

タイプ	品番	種類	製品規格 (幅×長さ)	1箱 入数	価格 (本体価格)
ロールタイプ	196301	1号	2.5cm × 3.0m	1 ロール	¥ 6,800
	196302	2号	5.0cm × 4.5m	1 ロール	¥11,300
	196303	3号	7.5cm × 4.5m	1 ロール	¥13,100
	196304	4号	10.0cm × 4.5m	1 ロール	¥14,000
	196305	5号	12.5cm × 4.5m	1 ロール	¥16,200
	196306	6号	15.0cm × 4.5m	1 ロール	¥19,400
プリカットタイプ	196402	2号	5.0cm × 30cm	5 枚	¥ 4,100
	196413	3号 A	7.5cm × 30cm	5 枚	¥ 4,500
	196423	3号 B	7.5cm × 60cm	5 枚	¥ 9,000
	196433	3号 C	7.5cm × 90cm	5 枚	¥13,500
	196414	4号 A	10.0cm × 40cm	5 枚	¥ 6,500
	196424	4号 B	10.0cm × 65cm	5 枚	¥10,100
	196434	4号 C	10.0cm × 100cm	5 枚	¥15,300
	196405	5号	12.5cm × 70cm	5 枚	¥13,100

医療機器届出番号：13B2X10205002002 製造販売業者：メディレックス株式会社 販売業者：日本シグマックス株式会社

ギプス包帯

ニールキャストF

クラス
I
FESK 一般

べたつきが少ない巻きやすさを重視したグラスファイバー製のキャストイングテープ。



基布はグラスファイバー製です。



キャスト材の巻き終わりに折り返しがなく最後まで巻きやすい仕様です。また、軸に穴をあけ水に浸したときに浸透しやすい仕様になっています。

規格

品番	種類	製品規格 (幅×長さ)	1箱 入数	価格 (本体価格)
196502	2号	5.0cm × 3.6m	10巻	¥4,400
196503	3号	7.5cm × 3.6m	10巻	¥5,300
196504	4号	10.0cm × 3.6m	10巻	¥7,100
196505	5号	12.5cm × 3.6m	10巻	¥8,800

医療機器届出番号：13B2X10205002003 製造販売業者：メディレックス株式会社 販売業者：日本シグマックス株式会社

ギプス包帯

ニールキャストP

クラス
I
FESK 一般

べたつきが少ない巻きやすさを重視したポリエステル製のキャストイングテープ。

X線透過性が高くキャスト材を装着したままでレントゲン撮影が可能。



基布はポリエステル製。X線透過性が高くキャスト材を装着したままでレントゲン撮影が可能です。



キャスト材の巻き終わりに折り返しがなく最後まで巻きやすい仕様です。また、軸に穴をあけ水に浸したときに浸透しやすい仕様になっています。

規格

品番	種類	製品規格 (幅×長さ)	1箱 入数	価格 (本体価格)
196602	2号	5.0cm × 3.6m	10巻	¥4,400
196603	3号	7.5cm × 3.6m	10巻	¥5,300
196604	4号	10.0cm × 3.6m	10巻	¥7,100
196605	5号	12.5cm × 3.6m	10巻	¥8,800

医療機器届出番号：13B2X10205002004 製造販売業者：メディレックス株式会社 販売業者：日本シグマックス株式会社

■保険情報

ニールスプリントF、ニールスプリントSP、ニールキャストF、ニールキャストP、ハイブリッドシーネ ニーはギプス包帯としてご利用いただける製品です。

<第9部 処置-ギプス>

- (1) 既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合は各区分の所定点数の100分の20に相当する点数を算定する。
- (2) 区分番号J123からJ128までに掲げるギプスをプラスチックギプスを用いて行った場合は当該区分の所定点数の100分の20に相当する点数を加算する。
- (3) 6歳未満の乳幼児に対して区分番号J122からJ129-4までに掲げるギプスの処置を行った場合には、乳幼児加算として、当該区分の所定点数の100分の55に相当する点数を所定点数に加算する。

《ギプス料》

J122 四肢ギプス包帯	
1 鼻ギプス	310点
2 手指及び手、足（片側）	490点
3 半肢（片側）	780点
4 内反足矯正ギプス包帯（片側）	1,140点
5 上肢、下肢（片側）	1,200点
6 体幹から四肢にわたるギプス包帯（片側）	1,840点

《平成30年厚生労働省告示および関連通知より一部抜粋》

ギプス包帯 ハイブリッドシーネ ニー

クラス I 一般


ギプスシーネと膝関節固定帯の機能を合体。膝関節専用のギプス包帯。




ハイブリッドシーネ ニー
(ギプス包帯)
伸展タイプ



ハイブリッドシーネ ニー
(ギプス包帯)
屈曲タイプ



ギプスシーネと膝関節用のシーネホルダーをセットし、ギプスの固定力と着脱の簡便性を両立した膝関節専用のギプス包帯です。セットしたシーネホルダーをサポートのように巻くだけで、スピーディーに膝関節のギプス処置が可能です。



ギプスシーネを膝裏部に挿入し固定します。セットのギプスシーネはグラスファイバー製の「ニールスプリントF」ルミスターを1本ずつ装備しました。プリカットタイプ4号Aです。

伸展タイプ、屈曲タイプとも両サイドに軽量で強度の高いア



伸展タイプと屈曲タイプを用意しました。

規格							
タイプ	品番	種類	適用範囲 (大腿周囲)	適用参考値 (大腿長)	製品丈	1 箱入数	価格 (本体価格)
伸展タイプ	196701	S	35cm ~ 41cm	26cm 以上	48cm	1コ	¥9,500
	196702	M・L	41cm ~ 53cm	26cm 以上	48cm	1コ	¥9,500
屈曲タイプ	196801	S	35cm ~ 41cm	26cm 以上	48cm	1コ	¥9,500
	196802	M・L	41cm ~ 53cm	26cm 以上	48cm	1コ	¥9,500

医療機器届出番号：13B2X10205002005
製造販売業者：メディレックス株式会社
販売業者：日本シブマックス株式会社


アルミ副子 アルミスプリント

クラス


I

一般


小さな部位の固定に適した形状とサイズが豊富なアルミ副子。



カエル型



板状



スプーン型

規格

品番	種類	製品規格 (厚み×長さ)	1箱 入数	価格 (本体価格)	特定保険医療材料 (2018 年 4 月現在)		
					償還価格	機能区分名	略称
5001	8A (カエル型)	1.0mm × 57mm	6枚	¥ 900	¥118	副木 形状賦形型 (手指・足指用)	副木-F10-b-1
5002	8B (カエル型)	1.0mm × 70mm	6枚	¥ 900	¥118		
5005	10A (板状)	1.5mm × 13mm × 197mm	12枚	¥1,800	¥118	副木 形状賦形型 (手指・足指用)	副木-F10-b-1
5006	10B (板状)	1.5mm × 13mm × 400mm	6枚	¥ 900	¥118		
5009	12A (板状)	1.5mm × 18mm × 197mm	12枚	¥1,800	¥118		
5010	12B (板状)	1.5mm × 18mm × 400mm	6枚	¥ 900	¥118		
5012	13B (板状)	1.5mm × 25mm × 400mm	6枚	¥ 900	¥118		
5014	2B (板状)	1.5mm × 50mm × 400mm	6枚	¥3,600	¥403	副木 形状賦形型 (上肢用)	副木-F10-b-2
5015	15 (スプーン型)	1.0mm × 20mm × 40mm	12枚	¥1,800	¥118	副木 形状賦形型 (手指・足指用)	副木-F10-b-1
5016	16 (スプーン型)	1.0mm × 20mm × 67mm	12枚	¥1,800	¥118		
5017	17 (スプーン型)	1.0mm × 20mm × 95mm	6枚	¥ 900	¥118		
5018	18 (スプーン型)	1.0mm × 20mm × 150mm	6枚	¥ 900	¥118		


医療機器届出番号：13B2X00187000022

副木 シグマックスソフトスプリント

クラス

I

一般



クッション材が一体化になった副木。カバー不要で作業が簡単。

規格

品番	種類	製品規格 (幅×長さ)	1箱 入数	価格 (本体価格)		特定保険医療材料 (2018 年 4 月現在)		
				1箱	1本	償還価格	機能区分名	略称
5499	5S	4.5cm × 21.5cm	6本	¥3,420	¥570	¥403	副木 形状賦形型 (上肢用)	副木-F10-b-2
5500	4S	4.5cm × 32.0cm	6本	¥3,420	¥570	¥403		
5501	3S	6.0cm × 41.0cm	6本	¥3,420	¥570	¥403		
5502	SS	7.0cm × 51.0cm	6本	¥3,420	¥570	¥403		
5503	S	8.0cm × 63.0cm	6本	¥3,420	¥570	¥403	副木 形状賦形型 (下肢用)	副木-F10-b-3
5504	M	9.0cm × 72.0cm	6本	¥5,100	¥850	¥679		
5505	L	10.0cm × 83.0cm	6本	¥5,100	¥850	¥679		

医療機器届出番号：13B2X00187000021

■保険情報

アルミスプリントおよびシグマックスソフトスプリントは

◎特定保険医療材料「副木 形状賦形型」として、手指・足指用 118 円、上肢用 403 円、下肢用 679 円が算定可能です。

<第9部 処置一通則2>

処置に当たって、第2節に掲げる医療機器等、薬剤又は別に厚生労働大臣が定める保険医療材料（以下この部において「特定保険医療材料」という。）を使用した場合は、前号により算定した点数及び第2節、第3節又は第4節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。

<第10部 手術一通則2>

手術に当たって、第3節に掲げる医療機器等、薬剤（別に厚生労働大臣が定めるものを除く。）又は別に厚生労働大臣が定める保険医療材料（以下この部において「特定保険医療材料」という。）を使用した場合は、前号により算定した点数及び第3節、第4節若しくは第5節の各区分又は区分番号E400に掲げるフィルムの所定点数を合算した点数により算定する。

《償還価格》

特定保険医療材料 056 副木

(2) 形状賦形型

①手指・足指用	118 円
②上肢用	403 円
③下肢用	679 円
④鼻骨用	5,050 円

《平成 30 年厚生労働省告示および関連通知より一部抜粋》

キャスト材・副木・キャスト関連補助材

キャスト材・副木・キャスト関連補助材

ギプス用下巻きチューブ包帯 シグマックスストックネット



コットン製のギプス用下巻きチューブ包帯。

規格				
品番	種類	製品規格 (幅×長さ)	1箱入数	価格 (本体価格)
11002	2号 上肢・小児の足	5.1cm × 23m	1巻	¥2,600
11003	3号 上肢・下腿	7.6cm × 23m	1巻	¥3,600
11004	4号 下腿・小児頭部	10.2cm × 23m	1巻	¥4,600
11005	5号 大腿・頭部・体幹 (小児)	13.7cm × 23m	1巻	¥5,600
11008	8号 体幹・ギプスベッドカバー	20.3cm × 23m	1巻	¥7,600

ギプス用下巻き包帯 ブルーラップ



吸湿性に優れたレーヨンを使用、ムレにくい下巻き材。

規格				
品番	種類	製品規格 (幅×長さ)	1箱入数	価格 (本体価格)
2502	2 裂	15.0cm × 4.5m	12 巻	¥2,700
2503	3 裂	10.0cm × 4.5m	18 巻	¥2,700
2504	4 裂	7.5cm × 4.5m	24 巻	¥2,700


ギプス用下巻きチューブ包帯 ストッキネットホワイト



ポリエステル製で、通気性に優れたやさしく快適な肌触り。

規格				
品番	種類	製品規格 (幅×長さ)	1箱入数	価格 (本体価格)
13002	2号 上肢・小児の足	5.1cm × 23m	1巻	¥2,600
13003	3号 上肢・下腿	7.6cm × 23m	1巻	¥3,600
13004	4号 下腿・小児頭部	10.2cm × 23m	1巻	¥4,600
13005	5号 大腿・頭部・体幹 (小児)	13.7cm × 23m	1巻	¥5,600
13008	8号 体幹・ギプスベッドカバー	20.3cm × 23m	1巻	¥7,600

ギプス用下巻き包帯 アンダーラップホワイト



通気性と水切り性に優れたポリエステル製下巻き材。

規格				
品番	種類	製品規格 (幅×長さ)	1箱入数	価格 (本体価格)
1402	2 裂	15cm × 3.6m	12 巻	¥4,000
1403	3 裂	10cm × 3.6m	18 巻	¥4,000

腕つり シグマックスアームスリング



(一般用)

1人でも簡単装着。安定した患部の保持・安静に。

規格 (左右兼用)				
品番	種類	適用参考値 (前腕長)	1箱入数	価格 (本体価格)
601901	一般用	20cm ~ 30cm	1コ	¥980
601902	子供用	~ 20cm	1コ	¥980



(子供用)

※前腕長は肘頭から手首までの長さを計測してください。

キャスト材・副木・キャスト関連補助材

キャスト材・副木・キャスト関連補助材

キャスト材・副木・キャスト関連補助材

キャスト材・副木・キャスト関連補助材

キャスト材・副木・キャスト関連補助材

キャスト材・副木・キャスト関連補助材

ギプスウォーカー **キャストブーツ**



船底型ソールで歩きやすく、着脱が簡単な軽量シューズ。

■規格（左右兼用）

品番	種類	適用範囲（靴サイズ）	製品規格（ヨコ幅×タテ幅）	1箱入数	価格（本体価格）
6014	S	19cm～22cm	11.0cm×24.5cm	1コ	¥2,500
6015	M	22cm～25cm	12.5cm×26.5cm	1コ	¥2,500
6016	L	25cm～28cm	13.5cm×31.0cm	1コ	¥2,500

キャスト関連補助材 **スプリント用はさみ**



ニールスプリントF、ニールスプリントSPのカットなどに使用。

■規格






品番	種類	1箱入数	価格（本体価格）
229000	—	1丁	¥3,000

頸椎固定用シーネ カラーキーパー



製品本体に2段階の高さ調節機能を付加し、フィット感が向上。
製品の色を目立ちにくいグレーにし、より使い心地のよい装着感を重視した頸椎固定用シーネ。



規格					
品番	種類	適用範囲（首まわり）	高さの目安（製品本体中心）	1箱入数	価格（本体価格）
311000	SS	25cm～30cm	6.5cm～8.5cm	1コ	¥2,100
311001	S	30cm～35cm	7.0cm～9.0cm	1コ	¥2,100
311002	M	35cm～40cm	7.5cm～9.5cm	1コ	¥2,100
311003	L	40cm～45cm	7.0cm～9.0cm	1コ	¥2,100



- カバーの生地はさらっとした肌ざわりのよい化繊生地で抗菌・消臭機能のある素材を使用しています。
- 丸ごと洗濯ができます。オーバーカバーを取り外してオーバーカバーのみ洗濯することも可能です。



芯材には、内側：軟らかいポリウレタンフォーム
外側：硬めのポリエチレンフォーム
2種類の素材を貼り合わせ適度な固定力とソフトな装着感です。
また、凹凸加工と通気孔でムレやすい首まわりを考慮した設計です。

頸椎固定用シーネ カラーキーパー・U



軟らかいソフトサポートタイプ。製品の色を目立ちにくいグレーに。



弾力性のあるポリウレタンフォームを採用し、頸部をソフトにサポートします。




規格

品番	種類	適用範囲 (首まわり)	高さの目安 (製品本体中心)	1箱 入数	価格 (本体価格)
311101	S	30cm～35cm	8.0cm	1コ	¥1,700
311102	M	35cm～40cm	8.5cm	1コ	¥1,700
311103	L	40cm～45cm	8.0cm	1コ	¥1,700

頸椎固定用シーネ カラーキーパー・ハード



高さ調節が可能なしっかりタイプ。



2枚のシートで高さの調節が可能です。

規格

品番	種類	適用範囲 (首まわり)	高さの目安 (製品本体中心)	1箱 入数	価格 (本体価格)
311201	S	30cm～35cm	8.0cm～9.5cm	1コ	¥4,000
311202	M	35cm～40cm	8.5cm～10.0cm	1コ	¥4,000
311203	L	40cm～45cm	8.0cm～9.5cm	1コ	¥4,000

頸椎固定用シーネ カラーキーパー・me (メッシュタイプ)



通気性のよいメッシュ素材を採用。高さ調節が可能。



2枚のシートで高さの調節が可能です。


規格

品番	種類	適用範囲 (首まわり)	高さの目安 (製品本体中心)	1箱 入数	価格 (本体価格)
311301	S	30cm～35cm	8.0cm～9.5cm	1コ	¥4,500
311302	M	35cm～40cm	8.5cm～10.0cm	1コ	¥4,500
311303	L	40cm～45cm	8.0cm～9.5cm	1コ	¥4,500

胸部固定帯

胸部固定帯 リブバンド

胸部のフィット性に優れた汎用タイプ。女性用は乳房を圧迫しない形状です。



(一般用)



(女性用)



規格

品番	種類	適用範囲 (胸囲)	1 箱 入数	価格 (本体価格)
	一般用			
313000	SS	55cm ~ 70cm	1コ	¥1,300
313001	S	70cm ~ 85cm	1コ	¥1,400
313002	M	85cm ~ 100cm	1コ	¥1,500
313003	L	100cm ~ 120cm	1コ	¥1,600
313004	LL	120cm ~ 140cm	1コ	¥1,700
313005	3L	140cm ~ 160cm	1コ	¥1,800
女性用		(アンダーバスト)		
313102	M	60cm ~ 75cm	1コ	¥1,400
313103	L	75cm ~ 90cm	1コ	¥1,500
313104	LL	90cm ~ 105cm	1コ	¥1,600
313105	3L	105cm ~ 120cm	1コ	¥1,700

※一般用は胸囲、女性用はアンダーバストを計測してください。

胸部固定帯 リブバンドフィット

前合わせ部を2分割にし、圧迫力の微調節が可能。メッシュ素材でかさばりをおさえた快適な装着感。




- 1 本体生地に抗菌防臭加工を施した通気性のよい素材を使用。
- 2 前合わせを2分割構造にしたフィットしやすい形状と薄いメッシュ素材でかさばりを軽減。

製品の両端部に持ちやすいポケット状の装着機構を採用し、握力の弱い方でもつかみやすく、装着しやすい設計です。


規格

品番	種類	適用範囲 (胸囲)	1 箱 入数	価格 (本体価格)
313401	S	60cm ~ 80cm	1コ	¥1,300
313402	M	80cm ~ 100cm	1コ	¥1,400
313403	L	100cm ~ 120cm	1コ	¥1,500
313404	LL	120cm ~ 140cm	1コ	¥1,600
313405	3L	140cm ~ 160cm	1コ	¥1,700

胸部固定帯 リブバンドⅡ



フロント2分割構造で圧迫力の調節が可能。




製品の両端部に持ちやすいポケット状の装着機構を採用し、握力の弱い方でもつかみやすく、装着しやすい設計です。

規格

品番	種類	適用範囲 (胸囲)	1 箱 入数	価格 (本体価格)
313201	S	70cm ~ 85cm	1コ	¥1,500
313202	M	85cm ~ 100cm	1コ	¥1,600
313203	L	100cm ~ 120cm	1コ	¥1,700
313204	LL	120cm ~ 140cm	1コ	¥1,800

胸部固定帯 リブバンド me (メッシュタイプ)



装着感を重視したメッシュタイプ。



背部にも通気性に優れた伸縮性メッシュ素材を使用しています。

規格

品番	種類	適用範囲 (胸囲)	1 箱 入数	価格 (本体価格)
313301	S	70cm ~ 85cm	1コ	¥1,700
313302	M	85cm ~ 100cm	1コ	¥1,800
313303	L	100cm ~ 120cm	1コ	¥1,900
313304	LL	120cm ~ 140cm	1コ	¥2,000

保険情報は 16 ページをご覧ください


腰部固定帯 (マックスベルトシリーズ)

腰部固定帯 マックスベルト me black

スポーティなブラックで日常生活を快適に。
背当て部と前合わせ部に硬質メッシュ素材を採用し、腰部をしっかりサポート。




規格				
品番	種類	適用範囲 (胴囲)	1箱 入数	価格 (本体価格)
322400	SS	55cm ~ 65cm	1コ	¥1,700
322401	S	65cm ~ 75cm	1コ	¥1,700
322402	M	75cm ~ 85cm	1コ	¥1,700
322403	L	85cm ~ 95cm	1コ	¥1,700
322404	LL	95cm ~ 105cm	1コ	¥1,700
322405	3L	105cm ~ 115cm	1コ	¥1,700
322406	4L	115cm ~ 125cm	1コ	¥1,700




背部には2本のS字軽量ステーを採用。腰の曲線にフィットするS字型で、支持力の強い長尺タイプです。



背部から体にそって圧迫力を調節できる補助ベルト付きです。




硬質メッシュ素材 伸縮性メッシュ素材
製品全体にメッシュ素材を使用。
ムレにくく爽やかな装着感です。




前合わせ部・背当て部 硬質メッシュ素材
前合わせ部と背当て部に硬質メッシュ素材を使用。
しっかりした生地で腰部の支持力を上げています。

腰部固定帯 マックスベルト me white

前合わせ部と背当て部に硬質メッシュ素材を採用し腰部をしっかりサポート。
製品全体にメッシュ素材を使用し、ムレにくく爽やかな装着感。




規格				
品番	種類	適用範囲 (胴囲)	1箱 入数	価格 (本体価格)
322500	SS	55cm ~ 65cm	1コ	¥1,700
322501	S	65cm ~ 75cm	1コ	¥1,700
322502	M	75cm ~ 85cm	1コ	¥1,700
322503	L	85cm ~ 95cm	1コ	¥1,700
322504	LL	95cm ~ 105cm	1コ	¥1,700
322505	3L	105cm ~ 115cm	1コ	¥1,700
322506	4L	115cm ~ 125cm	1コ	¥1,700




背部には2本のS字軽量ステーを採用。腰の曲線にフィットするS字型で、支持力の強い長尺タイプです。



背部から身体に沿って圧迫力を調節できる補助ベルト付きです。



硬質メッシュ素材 伸縮性メッシュ素材
製品全体にメッシュ素材を使用。
ムレにくく爽やかな装着感です。



前合わせ部・背当て部 硬質メッシュ素材
前合わせ部と背当て部に硬質メッシュ素材を使用。
しっかりした生地で腰部をサポートします。

※へその位置を目安に胴囲を計測してください。


保険情報は16ページをご覧ください

腰部固定帯（マックスベルトシリーズ）

腰部固定帯 マックスベルト me2


天然ゴム使用
(ラテックス含む)

メッシュタイプのスタンダードモデル。通気性に優れています。



規格

品番	種類	適用範囲 (胴囲)	1箱 入数	価格 (本体価格)
322200	SS	55cm ~ 65cm	1コ	¥1,700
322201	S	65cm ~ 75cm	1コ	¥1,700
322202	M	75cm ~ 85cm	1コ	¥1,700
322203	L	85cm ~ 95cm	1コ	¥1,700
322204	LL	95cm ~ 105cm	1コ	¥1,700
322205	3L	105cm ~ 115cm	1コ	¥1,700
322206	4L	115cm ~ 125cm	1コ	¥1,700
322207	5L	125cm ~ 135cm	1コ	¥1,700



腰の曲線にフィットするS字型で、支持力の強い長尺タイプです。ステー各部の厚さを変えることで、十分な支持力と軽量化の両立を図りました。

背部から体に沿って圧迫力を補強する補助ベルト付きです。

背部には硬質メッシュ素材、側部には伸縮性メッシュ素材を採用。しっかりとした固定力を実現しながら、ムレにくく快適な装着感が得られます。

固定力を高める折り返し2重構造です。

腰部固定帯 マックスベルト me1

天然ゴム使用
(ラテックス含む)




シンプルなメッシュタイプ。

規格

品番	種類	適用範囲 (胴囲)	1箱 入数	価格 (本体価格)
322100	SS	55cm ~ 65cm	1コ	¥1,700
322101	S	65cm ~ 75cm	1コ	¥1,700
322102	M	75cm ~ 85cm	1コ	¥1,700
322103	L	85cm ~ 95cm	1コ	¥1,700
322104	LL	95cm ~ 105cm	1コ	¥1,700
322105	3L	105cm ~ 115cm	1コ	¥1,700

腰部固定帯 マックスベルト me3

天然ゴム使用
(ラテックス含む)



ムレにくく腰部をしっかりサポートするタイプ。

規格

品番	種類	適用範囲 (胴囲)	1箱 入数	価格 (本体価格)
322300	SS	55cm ~ 65cm	1コ	¥2,100
322301	S	65cm ~ 75cm	1コ	¥2,100
322302	M	75cm ~ 85cm	1コ	¥2,100
322303	L	85cm ~ 95cm	1コ	¥2,100
322304	LL	95cm ~ 105cm	1コ	¥2,100
322305	3L	105cm ~ 115cm	1コ	¥2,100
322306	4L	115cm ~ 125cm	1コ	¥2,100
322307	5L	125cm ~ 135cm	1コ	¥2,100


※へその位置を目安に胴囲を計測してください。

保険情報は16ページをご覧ください

腰部固定帯 マックスベルト R2

天然ゴム使用
(ラテックス含む)


バランス重視の汎用タイプ。幅広いサイズ構成です。



規格				
品番	種類	適用範囲 (胸囲)	1箱入数	価格 (本体価格)
321200	SS	55cm ~ 65cm	1コ	¥1,700
321201	S	65cm ~ 75cm	1コ	¥1,700
321202	M	75cm ~ 85cm	1コ	¥1,700
321203	L	85cm ~ 95cm	1コ	¥1,700
321204	LL	95cm ~ 105cm	1コ	¥1,700
321205	3L	105cm ~ 115cm	1コ	¥1,700
321206	4L	115cm ~ 125cm	1コ	¥1,700




腰の曲線にフィットするS字型で、支持力の強い長尺タイプです。ステー各部の厚さを変えることで、十分な支持力と軽量化の両立を図りました。



背部から体にそって圧迫力を補強する補助ベルト付きです。

腰部固定帯 マックスベルト R1




快適性を重視したシンプルタイプ。




規格				
品番	種類	適用範囲 (胸囲)	1箱入数	価格 (本体価格)
321101	S	65cm ~ 75cm	1コ	¥1,700
321102	M	75cm ~ 85cm	1コ	¥1,700
321103	L	85cm ~ 95cm	1コ	¥1,700
321104	LL	95cm ~ 105cm	1コ	¥1,700

腰部固定帯 マックスベルト RX3

天然ゴム使用
(ラテックス含む)



腰部全体を覆うしっかりサポートタイプ。



規格				
品番	種類	適用範囲 (胸囲)	1箱入数	価格 (本体価格)
321401	S	65cm ~ 75cm	1コ	¥2,100
321402	M	75cm ~ 85cm	1コ	¥2,100
321403	L	85cm ~ 95cm	1コ	¥2,100
321404	LL	95cm ~ 105cm	1コ	¥2,100
321405	3L	105cm ~ 115cm	1コ	¥2,100


※へその位置を目安に胸囲を計測してください。

保険情報は 16 ページをご覧ください

腰部固定帯（マックスベルトシリーズ）

腰部固定帯 マックスベルト E2

天然ゴム使用
(ラテックス含む)



丈の短い薄型タイプ。



プラスチックステー 2本

補助ベルト

薄型タイプ

>> サポート力 ミドル <<<

規格

品番	種類	適用範囲（胸囲）	1箱入数	価格（本体価格）
324200	SS	55cm ～ 65cm	1コ	¥1,700
324201	S	65cm ～ 75cm	1コ	¥1,700
324202	M	75cm ～ 85cm	1コ	¥1,700
324203	L	85cm ～ 95cm	1コ	¥1,700
324204	LL	95cm ～ 105cm	1コ	¥1,700
324205	3L	105cm ～ 115cm	1コ	¥1,700

※へその位置を目安に胸囲を計測してください。

腰部固定帯 マックスベルト ソフト



保温性が高く、背当て部にステーのないソフトタイプ。



ステーなし

> サポート力 ソフト <


規格

品番	種類	適用範囲（胸囲）	1箱入数	価格（本体価格）
324501	S	55cm ～ 75cm	1コ	¥1,700
324502	M	75cm ～ 95cm	1コ	¥1,700
324503	L	95cm ～ 115cm	1コ	¥1,700

※へその位置を目安に胸囲を計測してください。

腰部固定帯 マックスベルト se

天然ゴム使用
(ラテックス含む)



骨盤部分も圧迫し腰部全体をカバー。



S字軽量ステー 2本

補助ベルト

骨盤ベルト


>>> サポート力 ハード <<<

規格

品番	種類	適用範囲（胸囲）	1箱入数	価格（本体価格）
324001	S	65cm ～ 75cm	1コ	¥2,100
324002	M	75cm ～ 85cm	1コ	¥2,100
324003	L	85cm ～ 95cm	1コ	¥2,100
324004	LL	95cm ～ 105cm	1コ	¥2,100
324005	3L	105cm ～ 115cm	1コ	¥2,100

※へその位置を目安に胸囲を計測してください。

腰部固定帯 マックスベルト ショート



骨盤部分を圧迫する幅の狭いタイプ。



ステーなし

骨盤ベルト

幅狭タイプ

> サポート力 <

規格



品番	種類	適用範囲（下腹囲）	1箱入数	価格（本体価格）
324101	S	75cm ～ 83cm	1コ	¥1,700
324102	M	83cm ～ 91cm	1コ	¥1,700
324103	L	91cm ～ 99cm	1コ	¥1,700
324104	LL	99cm ～ 107cm	1コ	¥1,700
324105	3L	107cm ～ 115cm	1コ	¥1,700

※下腹囲（上前腸骨棘の位置）に合わせて選んでください。

腰部固定帯 マックスベルト FR



前合わせ部に、2本のステーと硬質メッシュ素材を配置。体幹の前屈の動きを抑えてサポート。



体幹の前面（腹部側）にプラスチック製のステーと硬質メッシュ素材を配置し体幹を前面からサポート。

規格

品番	種類	適用範囲 (胴囲)	1箱 入数	価格 (本体価格)
324601	S	55cm ～ 70cm	1コ	¥2,600
324602	M	70cm ～ 85cm	1コ	¥2,600
324603	L	85cm ～ 100cm	1コ	¥2,600
324604	LL	100cm ～ 115cm	1コ	¥2,600

腰部固定帯 マックスベルト S1

天然ゴム使用
(ラテックス含む)



幅の狭いスポーツタイプ。



規格

品番	種類	適用範囲 (胴囲)	1箱入数	価格（本体価格）
323100	SS	55cm ～ 65cm	1コ	¥3,900
323101	S	65cm ～ 75cm	1コ	¥3,900
323102	M	75cm ～ 85cm	1コ	¥3,900
323103	L	85cm ～ 95cm	1コ	¥3,900
323104	LL	95cm ～ 105cm	1コ	¥3,900

腰部固定帯 マックスベルト S2

天然ゴム使用
(ラテックス含む)



かさばらず動きやすさに着目したスポーツタイプ。



規格


品番	種類	適用範囲 (胴囲)	1箱入数	価格（本体価格）
323210	SS	55cm ～ 65cm	1コ	¥4,800
323211	S	65cm ～ 75cm	1コ	¥4,800
323212	M	75cm ～ 85cm	1コ	¥4,800
323213	L	85cm ～ 95cm	1コ	¥4,800
323214	LL	95cm ～ 105cm	1コ	¥4,800

腰部固定帯 マックスベルト S3

天然ゴム使用
(ラテックス含む)



高い固定力と装着感のよさを重視したハードタイプ。



規格

品番	種類	適用範囲 (胴囲)	1箱入数	価格（本体価格）
323500	SS	55cm ～ 65cm	1コ	¥8,000
323501	S	65cm ～ 75cm	1コ	¥8,000
323502	M	75cm ～ 85cm	1コ	¥8,000
323503	L	85cm ～ 95cm	1コ	¥8,000
323504	LL	95cm ～ 105cm	1コ	¥8,000

※ SS、S サイズ 背当て部約 27cm
M、L、LL サイズ 背当て部約 30cm

※へその位置を目安に胴囲を計測してください。

保険情報は 16 ページをご覧ください

固定帯・サポーター

1. 受診された患者様の傷病名をご記入いただきますが、その際の留意点として、「腰痛症」のような一般名称は承認されないケースがあります。

傷病名の欄には以下に挙げるような具体的な傷病名をご記入ください。

- 腰椎椎間板ヘルニア
- 腰椎すべり症
- 腰部脊椎分離症
- 腰部脊柱管狭窄症
- 腰部脊柱変形（椎弓切除後）
- 腰部椎間板炎
- 腰部変形性脊椎症
- 変形性仙腸関節症
- 脊椎骨粗鬆症
- 椎間板変形症
- 腰部捻挫
- 仙腸関節部損傷
- 恥骨結合離開
- 骨盤輪不安定症

2. 腰部固定帯の処方は処置の行為に該当するため、「④⑩ 処置」の欄に記載します。

[illegible]

射	③3 その他	回			
(40) 処置	薬 剤	1 回	205	(40)	腰部又は胸部固定帯固定 腰部、胸部又は頸部固定帯加算
(50) E 100		回			35×1 170

合計した点数を記入します。

15

■保険情報

処置にあたってお使いいただいた際に カラーキーパーシリーズ：頸部固定帯
リブバンドシリーズ：胸部固定帯
マックスベルトシリーズ：腰部固定帯

として「腰部又は胸部固定帯固定（1日につき）35点」＋「腰部、胸部又は頸部固定帯加算（初回のみ）170点」の診療報酬請求ができます（ただし、肋骨骨折等に対し、非観血的整復術を行った場合は除きます）。

J119-2 腰部又は胸部固定帯固定（1日につき）35点

- (1) 腰痛症の患者に対して腰部固定帯で腰部を固定した場合又は骨折非観血的整復術等の手術を必要としない肋骨骨折等の患者に対して、胸部固定帯で胸部を固定した場合に1日につき所定点数を算定する。
- (2) 同一患者につき同一日において、腰部又は胸部固定帯固定に併せて J119 消炎鎮痛等処置、J119-3 低出力レーザー照射又は J119-4 肛門処置を行った場合は、主たるものにより算定する。
- (3) C109 在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者（これに係る薬剤料又は特定保険医療材料のみを算定している者を含み、入院患者及び医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く）については、腰部又は胸部固定帯固定の費用は算定できない。

J200 腰部、胸部又は頸部固定帯加算（初回のみ）170点

- (1) 本加算は、それぞれの固定帯を給付する都度算定する。なお、「固定帯」とは、従来、頭部・頸部・躯幹等固定用伸縮性包帯として扱われてきたもののうち、簡易なコルセット状のものをいう。
- (2) 胸部固定帯については、肋骨骨折に対し非観血的整復術を行った後に使用した場合は、手術の所定点数に含まれており別途算定できない。


《平成30年厚生労働省告示および関連通知より一部抜粋》

マックスベルトに関する
サポートツールを
各種ご用意しています。

多くの方にマックスベルトをお使いいただく
ためのサポートツールをご提供しています。



鎖骨固定帯 クラビクルブレース



鎖骨固定時の圧迫感を和らげる厚手のクッション材を採用。

■規格

品番	種類	参考適用範囲		1箱入数	価格 (本体価格)
		(男性：胸囲)	(女性：アンダーバスト)		
15601	3S	40cm ～ 50cm	40cm ～ 50cm	1コ	¥2,300
15602	SS	50cm ～ 60cm	50cm ～ 60cm	1コ	¥2,300
15603	S	60cm ～ 70cm	60cm ～ 65cm	1コ	¥2,300
15604	M	70cm ～ 85cm	65cm ～ 80cm	1コ	¥3,500
15605	L	85cm ～ 115cm	80cm ～ 115cm	1コ	¥3,500
15606	LL	115cm ～ 150cm	115cm ～ 150cm	1コ	¥3,500

※男性は胸囲、女性はアンダーバストを計測してください。

腰部・大腿部用サポーター プレパンツ[®]



圧迫力の調節がしやすく、腰から大腿部にかけてサポート。

■規格 (左右兼用)

品番	種類	適用範囲		1箱入数	価格 (本体価格)
		(ヒップ周囲)	(大腿周囲)		
17001	S	60cm ～ 75cm	40cm ～ 45cm	1コ	¥4,000
17002	M	75cm ～ 90cm	45cm ～ 51cm	1コ	¥4,000
17003	L	90cm ～ 110cm	51cm ～ 58cm	1コ	¥4,000
17004	LL	110cm ～ 130cm	58cm ～ 65cm	1コ	¥4,000

※ヒップ周囲を基準とし、大腿周囲は目安としてください。

膝関節固定帯 ニースプリント 伸展タイプ



膝関節の伸展位固定。

■規格 (左右兼用)

品番	種類	製品丈	適用範囲 (大腿周囲)	適用参考値 (大腿長)	1箱入数	価格 (本体価格)
301001	S	48.5cm	33cm ～ 41cm	26cm 以上	1コ	¥6,800
301002	M・L	48.5cm	41cm ～ 53cm	26cm 以上	1コ	¥6,800
301012	ロングM・L	52.0cm	41cm ～ 53cm	29cm 以上	1コ	¥6,800
301014	ロングLL	52.0cm	53cm ～ 65cm	29cm 以上	1コ	¥6,800
301021	ショートS	41.5cm	33cm ～ 41cm	19cm 以上	1コ	¥6,800
301022	ショートM・L	41.5cm	41cm ～ 53cm	19cm 以上	1コ	¥6,800

※膝蓋骨中心より10cm 上の大腿周囲を計測してください。大腿周囲を基準とし大腿長は目安としてください。

膝関節固定帯 ニースプリント 屈曲タイプ



膝関節の軽度屈曲位固定。

■規格 (左右兼用)

品番	種類	製品丈	適用範囲 (大腿周囲)	適用参考値 (大腿長)	1箱入数	価格 (本体価格)
301101	S	48.5cm	33cm ～ 41cm	26cm 以上	1コ	¥7,200
301102	M・L	48.5cm	41cm ～ 53cm	26cm 以上	1コ	¥7,200
301112	ロングM・L	52.0cm	41cm ～ 53cm	29cm 以上	1コ	¥7,200
301114	ロングLL	52.0cm	53cm ～ 65cm	29cm 以上	1コ	¥7,200

※膝蓋骨中心より10cm 上の大腿周囲を計測してください。大腿周囲を基準とし大腿長は目安としてください。

医療用サポーター シームレスサポーター

天然ゴム使用
(ラテックス含む)



肌触りのよい医療用サポーター。

■規格

品番	種類	適用範囲	1箱入数	1袋入数	価格 (本体価格)	
					1箱	1袋
301401	手くび	15cm ~ 20cm	6 袋	2 枚	¥2,700	¥450
301402	手のひら	—	6 袋	1 枚	¥3,000	¥500
301403	ひじ	20cm ~ 25cm	6 袋	1 枚	¥2,700	¥450
301404	ひざ	35cm ~ 45cm	6 袋	1 枚	¥3,000	¥500
301405	足くび	(靴サイズ) 23cm ~ 27cm	6 袋	1 枚	¥3,300	¥550
301406	すね	25cm ~ 35cm	6 袋	1 枚	¥2,700	¥450
301407	もも	45cm ~ 55cm	6 袋	1 枚	¥3,300	¥550

※ひじは肘頭から 10cm 上の周囲、ひざは膝蓋骨中心から 12cm 上の周囲を目安にしてください。
足くびの適用範囲は靴のサイズを目安にしてください。

医療用サポーター ウールサポーター

天然ゴム使用
(ラテックス含む)



ウール混紡の保温・圧迫用サポーター。

■規格

品番	種類	適用範囲	1箱入数	1袋入数	価格 (本体価格)	
					1箱	1袋
301301	ひじS	20cm ~ 25cm	6 袋	1 枚	¥4,500	¥ 750
301302	ひじM・ひざS	23cm ~ 30cm	6 袋	1 枚	¥4,800	¥ 800
301303	ひじL・ひざM	30cm ~ 40cm	6 袋	1 枚	¥5,100	¥ 850
301304	ひざL	40cm ~ 50cm	6 袋	1 枚	¥5,700	¥ 950
301305	ひざM (ロング)	30cm ~ 40cm	6 袋	1 枚	¥6,000	¥1,000
301306	手のひら	—	6 袋	1 枚	¥4,500	¥ 750
301307	手くび	17cm ~ 23cm	6 袋	2 枚	¥4,500	¥ 750
301308	足くび	(靴サイズ) 23cm ~ 27cm	6 袋	1 枚	¥4,500	¥ 750

※ひじは肘頭から 10cm 上の周囲、ひざは膝蓋骨中心から 12cm 上の周囲を目安にしてください。
足くびの適用範囲は靴のサイズを目安にしてください。

キヤノン・カメラ・ビデオ・オーディオ・周辺機器

固定帯・サポーター

機能性のエッセンス

衛生材料

弾性ストッキング・フットポンプ

アイシング

M&S 株式会社

ファシリエイドサポーターシリーズ

膝用サポーター

ファシリエイドサポーター 膝ショート

軽度膝OAなどの膝関節疾患に、簡単に装着できるサポーター。



着脱しやすいフロントオープン形状です。



サポーター前面に指を引っ掛ける穴があるのでつかみやすく、着脱しやすい形状です。



アクティブ樹脂ステア内蔵でフィット性を高めています。

規格 (左右兼用)

品番	種類	適用範囲 (大腿周囲)	1箱入数	価格 (本体価格)
302401	S	34cm ~ 38cm	1コ	¥2,000
302402	M	38cm ~ 44cm	1コ	¥2,000
302403	L	44cm ~ 50cm	1コ	¥2,000
302404	LL	50cm ~ 56cm	1コ	¥2,000
302405	3L	56cm ~ 62cm	1コ	¥2,000

※普通に立った状態で膝蓋骨中心から10cm上の大腿周囲を計測してください。
計測値が2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。

手くび用サポーター

ファシリエイドサポーター 手くび

手関節の掌屈、背屈の動きを制限し、手関節を安静保持、サポート。



手のひら側と甲側にアルミ製のステアを配置し、手関節を固定、良肢位保持します。左右兼用です。

規格 (左右兼用)

品番	種類	適用範囲 (手のひらの周囲)	1箱入数	価格 (本体価格)
303301	S	16cm ~ 18cm	1コ	¥2,500
303302	M	18cm ~ 20cm	1コ	¥2,500
303303	L	20cm ~ 22cm	1コ	¥2,500

※手のひらの周囲 (示指と小指のつけ根付近の周囲) を計測してください。
計測値が2サイズのさかいになった場合は大きい方のサイズを選んでください。

ステアの挿入について

本品は手のひら側ステア、甲側ステアを付属していますが、納品時はステアが製品に挿入されておりません。装着される手の左右に応じて、ステアの挿入をお願いします。



母指用サポーター

ファシリエイドサポーター 母指

片手で簡単に装着できる母指用サポーター。



芯材には樹脂ステアを使用し、母指周りに内蔵。母指の固定、可動域の制限により患部を安静に保持します。

規格 (左右兼用)

品番	種類	適用範囲 (手くび周囲)	目安寸法 (母指周囲)	1箱入数	価格 (本体価格)
303401	S	12.5cm ~ 14.5cm	5.0cm ~ 6.0cm	1コ	¥2,000
303402	M	14.5cm ~ 16.5cm	5.5cm ~ 6.5cm	1コ	¥2,000
303403	L	16.5cm ~ 19.0cm	6.0cm ~ 7.5cm	1コ	¥2,000

※手くびの周囲 (手くびの一番細いところ) に合わせて選んでください。
計測値が2サイズのさかいになった場合は大きい方のサイズを選んでください。

足関節用サポーター


ファシリエイドサポーター

足くび

テーピング理論（フィギュアエイト）を応用した巻くタイプのサポーター。足関節の圧迫・保護に。



色はベージュとブラックの2色を揃えました。



巻き始めがループ形状なので、足を通して簡単に巻くことができます。



サポーター本体の伸縮素材には抗菌防臭加工を施しており、洗濯ができるので清潔に使用できます。



①通す



②巻く



③とめる

巻くだけで簡単に装着でき、圧迫力やフィット感の調整が可能です。

規格（左右兼用）

品番	種類	適用範囲（靴サイズ）	目安寸法（甲まわり）	製品幅	1箱入数	価格（本体価格）
302501	一般用・ベージュ	20cm～27.5cm	21cm～27cm	7.5cm	5袋	¥6,000
302502	一般用・ブラック	20cm～27.5cm	21cm～27cm	7.5cm	5袋	¥6,000
302512	子供用・ブラック	17cm～22cm	16.5cm～21cm	6cm	5袋	¥6,000

※靴サイズが2サイズにまたがる場合は、甲まわりを目安に選んでください。
※必ず靴下の上から装着してください。

足関節用サポーター

ファシリエイドサポーター

足くびソフト

テーピングのフィギュアエイトに基づいたサポート機構。
前方動揺性や内・外反動揺性のある足関節をソフトにサポート。



リアエントリー（後ろ開き）方式でスムーズに簡単かつ的確な位置に装着できます。



芯材に薄く伸縮性に優れた素材を採用し、装着時のかさばりを軽減しています。

規格（左右兼用）

品番	種類	適用範囲（靴サイズ）	1箱入数	価格（本体価格）
303502	M	19cm～25cm	1コ	¥2,500
303503	L	25cm～31cm	1コ	¥2,500

※靴サイズが2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。
※必ず靴下の上から装着してください。

足関節用サポーター

ファシリエイドサポーター

足くびマルチ

軽度の内反動揺性、前方動揺性に対応した汎用性のある足関節サポーター。



（ステー挿入イメージ）
樹脂製のステーとゴムストラップで足関節をサポートします。



リアエントリー（後ろ開き）方式で容易に装着できます。



ステーの取り外しにより固定力の調節ができる、ステーの入れ替えで左右兼用で利用できる等、幅広い用途で利用できるマルチサポート、マルチユースな設計です。

規格（左右兼用）

品番	種類	適用範囲（靴サイズ）	1箱入数	価格（本体価格）
303201	S	18cm～21cm	1コ	¥3,000
303202	M	21cm～25cm	1コ	¥3,000
303203	L	25cm～30cm	1コ	¥3,000

※靴サイズが2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。
※必ず靴下の上から装着してください。

ステーの挿入について

本品はステーを1本付属していますが、納品時は製品に挿入されておりません。装着される足の左右に応じて、ステーの挿入をお願いします。




ファシリエイドサポーターシリーズ

肩用サポーター ファシリエイドサポーター 肩



肩を優しく包み込み、安静保持と保温。一人でも楽に装着できる簡便なサポーター。

■計測位置



■規格 (左右兼用)

品番	種類	適用範囲 (肩のつけ根の太さ)	1箱入数	価格 (本体価格)
302301	S	34cm ~ 41cm	1コ	¥2,980
302302	M	41cm ~ 48cm	1コ	¥2,980
302303	L	48cm ~ 55cm	1コ	¥2,980

※肩のつけ根の太さに合わせて選んでください。
肩のつけ根の太さは腕の力を抜いた状態で肩峰と腋下を通る周囲を計測してください。
計測値が2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。

肘用サポーター ファシリエイドサポーター ひじ



適度な圧迫で肘をサポート。装着が簡単。

■規格 (左右兼用)

品番	種類	適用範囲 (前腕周囲)	1箱入数	1袋入数	価格 (本体価格)	
					1箱	1袋
302601	フリー	19cm ~ 31cm	5袋	1コ	¥5,000	¥1,000

※腕の力を抜いた状態で、前腕の一番太い部分の周囲を計測してください。

膝用サポーター ファシリエイドサポーター ひざ保温



膝関節を保温。両サイドにアクティブ樹脂ステーを配置しサポーターのフィット性向上。

■規格 (左右兼用)

品番	種類	適用範囲 (大腿周囲)	1箱入数	価格 (本体価格)
303101	S	40cm ~ 43 cm	1コ	¥3,900
303102	M	43cm ~ 46 cm	1コ	¥3,900
303103	L	46cm ~ 49 cm	1コ	¥3,900
303104	LL	49cm ~ 52 cm	1コ	¥3,900
303105	3L	52cm ~ 55 cm	1コ	¥3,900

※普通に立った状態で膝蓋骨中心から16cm上の大腿周囲を計測してください。
計測値が2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。

アキレス腱用サポーター ファシリエイドサポーター アキレス腱



腱とかかとの安定感を高め、アキレス腱をサポート。

■規格 (左右兼用)

品番	種類	適用範囲 (靴サイズ)	1箱入数	価格 (本体価格)
302202	M	21cm ~ 25cm	1コ	¥4,000
302203	L	25cm ~ 29cm	1コ	¥4,000

※製品の装着状態をわかりやすくお伝えするために、素足に製品を装着した写真を使用しております。
実際にご使用の際は靴下の上から装着してください。

外反母趾用サポーター ファシリエイドサポーター 外反母趾



横アーチの形成をサポートしながら、靴が履ける軽度外反母趾用サポーター

■規格

品番	種類	適用範囲 (足囲)	1箱入数	価格 (本体価格)	品番	種類	適用範囲 (足囲)	1箱入数	価格 (本体価格)
303601	右 S	21cm ~ 23cm	1コ	¥2,000	303611	左 S	21cm ~ 23cm	1コ	¥2,000
303602	右 M	23cm ~ 25cm	1コ	¥2,000	303612	左 M	23cm ~ 25cm	1コ	¥2,000
303603	右 L	25cm ~ 27cm	1コ	¥2,000	303613	左 L	25cm ~ 27cm	1コ	¥2,000

※足囲に合わせて選んでください。足囲は母趾と第5趾のつけ根の周囲を計測してください。

膝関節用サポーター（エクスエイド ニーシリーズ）

膝関節用サポーター エクスエイド ニー MCL&LCL

MCL・ACL の複合損傷に対応。内反・外反動揺性のある膝関節のサポート。



両サイドにアルミ製オフセットジョイントを配置。



側方サポートストラップが的確に3点を支持。斜めに走るストラップが支持力を高めています。MCLは外反動揺、LCLは内反動揺を抑えます。

規格					品番	種類	適用範囲（大腿周囲）	1箱入数	価格（本体価格）
363001	右 S	34cm～39cm	1コ	¥15,000	363011	左 S	34cm～39cm	1コ	¥15,000
363002	右 M	39cm～44cm	1コ	¥15,000	363012	左 M	39cm～44cm	1コ	¥15,000
363003	右 L	44cm～50cm	1コ	¥15,000	363013	左 L	44cm～50cm	1コ	¥15,000
363004	右 LL	50cm～56cm	1コ	¥15,000	363014	左 LL	50cm～56cm	1コ	¥15,000

※ LCL 損傷の場合は、製品の左右を逆に使用してください。

膝関節用サポーター エクスエイド ニー ACL

脛骨の前方動揺性のある膝関節のサポート。



両サイドにアルミ製オフセットジョイントを配置。




前面サポートストラップと固定ストラップ、伸縮ストラップで的確に4点を支持。脛骨の前方動揺を抑えます。

規格（左右兼用）					品番	種類	適用範囲（大腿周囲）	1箱入数	価格（本体価格）
363101	S	34cm～39cm	1コ	¥15,000					
363102	M	39cm～44cm	1コ	¥15,000					
363103	L	44cm～50cm	1コ	¥15,000					
363104	LL	50cm～56cm	1コ	¥15,000					

膝関節用サポーター エクスエイド ニー PCL

脛骨の後方動揺性のある膝関節のサポート。



両サイドにアルミ製オフセットジョイントを配置。



前面サポートストラップと固定ストラップ、伸縮ストラップで的確に4点を支持。脛骨の後方動揺を抑えます。


規格（左右兼用）					品番	種類	適用範囲（大腿周囲）	1箱入数	価格（本体価格）
363201	S	34cm～39cm	1コ	¥15,000					
363202	M	39cm～44cm	1コ	¥15,000					
363203	L	44cm～50cm	1コ	¥15,000					
363204	LL	50cm～56cm	1コ	¥15,000					

エクスエイド ニーシリーズの計測部位とサポーターの選び方：◆普通に立った状態で、膝蓋骨中心から10cm上の大腿周囲を計測してください。
◆計測値が2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。

膝関節用サポーター（エクスエイド ニーシリーズ）

膝関節用サポーター エクスエイド ニーライトスポーツ 2

アクティブ樹脂ステーで適度にフィット。



両サイドにアクティブ樹脂ステーを配置。カーリングやねじれ・ズレを防ぎ、サポーターのフィット性を高めます。膝の屈曲・伸展を妨げない快適な装着感です。




フロントオープンタイプで着脱しやすい形状です。

規格（左右兼用）

品番	種類	適用範囲（大腿周囲）	1箱入数	価格（本体価格）
362001	S	34cm～39cm	1コ	¥10,000
362002	M	39cm～44cm	1コ	¥10,000
362003	L	44cm～50cm	1コ	¥10,000
362004	LL	50cm～56cm	1コ	¥10,000

膝関節用サポーター エクスエイド ニーライトスポーツ 3

アルミ製オフセットジョイントが側方動揺性のある膝関節をサポート。



両サイドにアルミ製オフセットジョイントを配置。




フロントオープンタイプで着脱しやすい形状です。

規格（左右兼用）


品番	種類	適用範囲（大腿周囲）	1箱入数	価格（本体価格）
362101	S	34cm～39cm	1コ	¥13,000
362102	M	39cm～44cm	1コ	¥13,000
362103	L	44cm～50cm	1コ	¥13,000
362104	LL	50cm～56cm	1コ	¥13,000

膝関節用サポーター エクスエイド ニーショート


操作性、動きやすさを重視したショートタイプ。軽度膝 OA を含む軽度膝疾患の膝関節をサポート。



両サイドにアクティブ樹脂ステーを配置。カーリングやねじれ・ズレを防ぎ、サポーターのフィット性を高めます。



膝蓋骨周囲にパテラコンプレッションパッドを設置。膝蓋骨の安定性を高めます。



サポーター本体の前合わせ部に穴をあけ、つかみやすい形状にしました。

規格（左右兼用）


品番	種類	適用範囲（大腿周囲）	1箱入数	価格（本体価格）
361001	S	34cm～38cm	1コ	¥6,300
361002	M	38cm～42cm	1コ	¥6,300
361003	L	42cm～46cm	1コ	¥6,300
361004	LL	46cm～50cm	1コ	¥6,300

膝関節用サポーター エクスエイド ニーアクティブ

多様な用途に対応。




両サイドにアクティブ樹脂ステーを配置。カーリングやねじれ・ズレを防ぎ、サポーターのフィット性を高めます。



膝蓋骨周囲にパテラコンプレッションパッドを配置。膝蓋骨の安定性を高めます。



コンプレッションベルトは取り外しが可能。大腿部、下腿部への付け替えやコンプレッションベルトを使用せずに装着することもできます。




膝蓋靭帯を圧迫するPTパッドは用途に応じて取り外しが可能です。

規格 (左右兼用)

品番	種類	適用範囲 (大腿周囲)	1箱入数	価格 (本体価格)
364201	S	34cm ~ 39cm	1コ	¥7,000
364202	M	39cm ~ 44cm	1コ	¥7,000
364203	L	44cm ~ 50cm	1コ	¥7,000
364204	LL	50cm ~ 56cm	1コ	¥7,000

膝関節用サポーター エクスエイド ニーパテラ


膝蓋骨の側方偏位性のある膝関節をサポート。



サポーターを上下反転させることで、左右どちらにも使用できます。



両サイドにアクティブ樹脂ステーを配置。カーリングやねじれ・ズレを防ぎ、サポーターのフィット性を高めます。



パッドカバー内に内蔵されたパテラパッドで膝蓋骨の側方偏位を抑えます。

規格 (左右兼用)

品番	種類	適用範囲 (大腿周囲)	1箱入数	価格 (本体価格)
364001	S	34cm ~ 39cm	1コ	¥5,000
364002	M	39cm ~ 44cm	1コ	¥5,000
364003	L	44cm ~ 50cm	1コ	¥5,000
364004	LL	50cm ~ 56cm	1コ	¥5,000

エクスエイド ニーシリーズの計測部位とサポーターの選び方：◆普通に立った状態で、膝蓋骨中心から10cm 上の大腿周囲を計測してください。
◆計測値が2 サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。

膝関節用サポーター エクスエイド ニーオスグッド

オスグッドパッドとオスグッドバンドで膝蓋靭帯を圧迫し痛みを軽減。



両サイドにアクティブ樹脂ステーを配置。カーリングやねじれ・ズレを防ぎ、サポーターのフィット性を高めます。



オスグッドパッドで膝蓋靭帯を圧迫し痛みを軽減します。

規格 (左右兼用)


品番	種類	適用範囲 (下腿周囲)	1箱入数	価格 (本体価格)
364101	S	29cm ~ 32cm	1コ	¥2,700
364102	M	32cm ~ 35cm	1コ	¥2,700
364103	L	35cm ~ 39cm	1コ	¥2,700

計測部位とサポーターの選び方：◆普通に立った状態で、膝蓋骨中心から5cm 下の下腿周囲を計測してください。
◆計測値が2 サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。

足関節サポーター（エクスエイド アングルシリーズ）

足関節サポーター エクスエイド アングル 3

内側にオリジナルステーを装備。快適なサポート力を求める方に。



芯材に薄く伸縮性と通気性に優れた素材を使用し、装着時のかさばりを軽減しました。

ステー内蔵イメージ
内側に装備したオリジナルステーと伸縮ストラップで内反動揺性のある足関節をサポートします。

伸縮ストラップでオリジナルステーのサポート力を補強します。ループに予め伸縮ストラップを通してあるので、引き上げるだけで簡単に巻くことができます。



リアエントリー（後ろ開き）方式により、後ろから履き込む装着方法のため、簡単かつ確な位置に装着できます。

規格



品番	種類	適用範囲（靴サイズ）	1箱入数	価格（本体価格）
452301	右 S	19cm ～ 22cm	1コ	¥4,800
452302	右 M	22cm ～ 25cm	1コ	¥4,800
452303	右 L	25cm ～ 28cm	1コ	¥4,800
452304	右 LL	28cm ～ 31cm	1コ	¥4,800

品番	種類	適用範囲（靴サイズ）	1箱入数	価格（本体価格）
452311	左 S	19cm ～ 22cm	1コ	¥4,800
452312	左 M	22cm ～ 25cm	1コ	¥4,800
452313	左 L	25cm ～ 28cm	1コ	¥4,800
452314	左 LL	28cm ～ 31cm	1コ	¥4,800

※靴サイズが2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。 ※必ず靴下の上から装着してください。

足関節サポーター エクスエイド アングル 6

内・外側のガードとフィギュアエイトストラップを装備。足関節をしっかりサポート。



内・外側のオリジナルガードは足全体にフィットしやすい立体構造です。足関節の内果・外果の位置の違いに着目し、内側と外側のガードを別設計で作成することで、動きやすさとサポート力を両立しました。

足関節に8の字状に巻きつけ、固定力を高めるフィギュアエイトストラップを装備。ループにフィギュアエイトストラップを予め通してあるため、引き上げるだけでスムーズに装着できます。



ガードストラップによりガードとサポーターのフィット感を高めています。



リアエントリー（後ろ開き）方式により、後ろから履き込む装着方法のため、簡単かつ確な位置に装着できます。

規格

品番	種類	適用範囲（靴サイズ）	1箱入数	価格（本体価格）
452601	右 S	19cm ～ 22cm	1コ	¥6,800
452602	右 M	22cm ～ 25cm	1コ	¥6,800
452603	右 L	25cm ～ 28cm	1コ	¥6,800
452604	右 LL	28cm ～ 31cm	1コ	¥6,800

品番	種類	適用範囲（靴サイズ）	1箱入数	価格（本体価格）
452611	左 S	19cm ～ 22cm	1コ	¥6,800
452612	左 M	22cm ～ 25cm	1コ	¥6,800
452613	左 L	25cm ～ 28cm	1コ	¥6,800
452614	左 LL	28cm ～ 31cm	1コ	¥6,800

※靴サイズが2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。 ※必ず靴下の上から装着してください。

足関節サポーター エクスエイド アングル FO

フロントオープン形状の足関節サポーター。フィットしやすくしっかりサポート。



フロントオープン形状で、足の幅や甲の高さ、足首の太さといった足の形状を問わず足関節全体を適度なフィット感で包み込みサポートします。




FRTP ガードとフィギュアエイトストラップで、内・外反動揺性のある足関節をサポートします。FRTP ガードは熱をかけることで形状の変形が可能です。



FRTP ガードはガードカバーに内蔵し、全体的にかさばりの少ないデザインです。また、必要に応じてガードカバーから取り出し、サポーター本体の外側につけて位置の調整をすることもできます。



足関節に8の字状に巻きつけるフィギュアエイトストラップにより、前方動揺性や内・外反動揺性のある足関節をサポートします。



両側の FRTP ガードを連結させながら、サポート効果を高めるヒールストラップを採用しました。

規格

品番	種類	適用範囲 (靴サイズ)	1 箱入数	価格 (本体価格)
452801	右 S	19cm ～ 22cm	1コ	¥6,500
452802	右 M	22cm ～ 25cm	1コ	¥6,500
452803	右 L	25cm ～ 28cm	1コ	¥6,500
452804	右 LL	28cm ～ 31cm	1コ	¥6,500

品番	種類	適用範囲 (靴サイズ)	1 箱入数	価格 (本体価格)
452811	左 S	19cm ～ 22cm	1コ	¥6,500
452812	左 M	22cm ～ 25cm	1コ	¥6,500
452813	左 L	25cm ～ 28cm	1コ	¥6,500
452814	左 LL	28cm ～ 31cm	1コ	¥6,500

※靴サイズが2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。 ※必ず靴下の上から装着してください。

手くび用サポーター エクスエイド リスト

3つのステーで手関節の掌背屈、回内・回外運動や尺屈時もサポート。



手のひら側ステー
母指 CM 関節と MP 関節の動きを妨げない形状で、良肢位保持とフィット性を高めるよう予め曲げています。



甲側ステー
手のひら側ステーとペアで配置することで支持力を向上させています。



小指側ステー
薄い樹脂製ステーを内蔵し、支持力を向上させています。

3つのステーにより多方向に良好な固定肢位を確保。



把持運動がしやすく、日常生活を考慮した設計です。

規格


品番	種類	適用範囲 (手くびの周囲)	1 箱入数	価格 (本体価格)
353101	右 S	12.5cm ～ 14.5cm	1コ	¥3,500
353102	右 M	14.5cm ～ 16.5cm	1コ	¥3,500
353103	右 L	16.5cm ～ 19.0cm	1コ	¥3,500

品番	種類	適用範囲 (手くびの周囲)	1 箱入数	価格 (本体価格)
353111	左 S	12.5cm ～ 14.5cm	1コ	¥3,500
353112	左 M	14.5cm ～ 16.5cm	1コ	¥3,500
353113	左 L	16.5cm ～ 19.0cm	1コ	¥3,500

※計測値が2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。

膝サポート用スパッツ Neomotion ACL (ネオモーションACL)

膝前十字靱帯（ACL）損傷のリスクの少ない着地姿勢をサポートする機能的着圧ウェア。



規格					
品番	種類	適用範囲（身長）	目安（太ももの周囲）	1箱入数	価格（本体価格）
306001	女性 S	145cm ～ 153cm	43cm ～ 49cm	1コ	¥9,000
306002	女性 M	153cm ～ 161cm	49cm ～ 55cm	1コ	¥9,000
306003	女性 L	161cm ～ 169cm	55cm ～ 61cm	1コ	¥9,000
306004	女性 LL	169cm ～ 177cm	61cm ～ 67cm	1コ	¥9,000
306101	男性 S	150cm ～ 160cm	39cm ～ 47cm	1コ	¥9,000
306102	男性 M	160cm ～ 170cm	47cm ～ 55cm	1コ	¥9,000
306103	男性 L	170cm ～ 180cm	55cm ～ 63cm	1コ	¥9,000
306104	男性 LL	180cm ～ 190cm	63cm ～ 71cm	1コ	¥9,000

1 独自のラインの走行による安定した姿勢の誘導

下腿から骨盤 / 股下に至る 2 種類のラインが膝関節へ機能し、着地動作時の膝関節・体幹姿勢の安定を高めます。

Aライン 下腿外側から膝内側を通り大腿外側を走行し、骨盤へ至るライン



Bライン 下腿内側から膝外側を通り大腿内側を走行し、股下へ至るライン



着地時に股関節内転・内旋・膝外反が生じた際に、ライン構造が支点となり抗力がかかることで膝外反に抵抗する。

Aラインは膝関節の外反の動きを制動します。



着地時に股関節内転・内旋・膝外反が生じた際に、膝の外側を通るラインに膝関節を中間位に保とうとする力（外反位から内反位へ押し戻そうとする力）が発生する。

Bラインは膝関節を内反に誘導します。

機能的ウェアは、下肢の合理的なアライメントを誘導し、ACL損傷のリスクの少ない着地姿勢をサポートします。

2 下肢全体を覆うスパッツ形状

- 損傷側だけでなく健常側へもアプローチ可能 -





損傷側だけでなく健常側にも同様にラインが機能します。

ズレにくく、膝関節屈伸等の動きを妨げにくい形状のため、パフォーマンスや皮膚への影響が少なく、リハビリテーション～競技復帰まで幅広く使用できます。

ACL再損傷の危険が高まるアスレチックリハビリテーションから競技復帰時期まで、損傷側と健常側を同時にサポートします。

弾力包帯 エルウェーブ®

オールコットン製の弾力包帯。適度な厚手生地で副木などの圧迫固定などに適しています。



規格				
品番	種類	製品規格 (幅×伸長)	1 箱入数	価格 (本体価格)
022	2号	5.0cm × 4.5m	6巻	¥1,300
023	3号	7.5cm × 4.5m	6巻	¥2,000
024	4号	10.0cm × 4.5m	6巻	¥2,500
027	7号	17.5cm × 4.5m	6巻	¥4,100

伸長率：約 200%

伸縮ネット包帯 レテラタイ®

指から体幹までカバーできる豊富なサイズ構成。あらゆる部位に使用可能。



規格				
品番	種類	製品規格 (幅×伸長)	1 箱入数	価格 (本体価格)
00061	1号 指	1.3cm × 25m	1巻	¥ 650
00062	2号 手・足	2.5cm × 25m	1巻	¥1,100
00063	3号 腕・下腿・足	2.8cm × 25m	1巻	¥1,850
00064	4号 肩・大腿・膝	3.7cm × 25m	1巻	¥2,650
00065	5号 頭・肩・大腿	6.1cm × 25m	1巻	¥3,500
00066	6号 頭・胸・腰	7.8cm × 25m	1巻	¥4,200
00067	7号 胸・腰	8.8cm × 25m	1巻	¥5,200


弾力チューブ包帯 エルチューブ®



弾力性のあるチューブ包帯。

規格				
品番	種類	製品規格 (幅×実長)	1 箱入数	価格 (本体価格)
703	C 腕 (小)・手首・足首	6.75cm × 5m	1巻	¥2,500
704	D 腕 (中)・脚 (小)	7.50cm × 5m	1巻	¥2,900
705	E 腕 (大)・脚 (中)	8.75cm × 5m	1巻	¥2,900
706	F 脚 (大)・大腿部	10.00cm × 5m	1巻	¥3,300
707	G 大腿部 (大)	12.00cm × 5m	1巻	¥3,800
708	H 胴 (小児用)	14.00cm × 5m	1巻	¥4,300

弾性包帯 エルテクト[®]




適度な弾力性と圧迫力で、圧迫固定に適しています。

規格				
品番	種類	製品規格 (幅×伸長)	1 箱入数	価格 (本体価格)
052	2号	5.0cm × 9m	10巻	¥3,500
053	3号	7.5cm × 9m	10巻	¥4,200
054	4号	10.0cm × 9m	10巻	¥5,400
056	6号	15.0cm × 9m	4巻	¥3,000

伸長率: 約 250%

伸縮包帯 エルホワイト[®]




伸縮性に優れ関節部にもフィット。汎用性の高い編物製の伸縮包帯。

規格				
品番	種類	製品規格 (幅×伸長)	1 箱入数	価格 (本体価格)
012	2号	5.0cm × 9m	10巻	¥1,400
013	3号	7.5cm × 9m	10巻	¥1,900
014	4号	9.0cm × 9m	10巻	¥2,300

伸長率: 約 300%

伸縮包帯 エルホワイト[®] - S




巻きずれしにくい織り加工をした伸縮包帯。創傷の保護などに適しています。

規格				
品番	種類	製品規格 (幅×伸長)	1 箱入数	価格 (本体価格)
032	2号	5.0cm × 9m	10巻	¥1,400
033	3号	7.5cm × 9m	10巻	¥1,900
034	4号	9.0cm × 9m	10巻	¥2,300

伸長率: 約 300%

粘着性伸縮包帯 ベネファクト[®]



適度な伸縮性で関節部にもフィット。

品番		種類	製品規格 (幅×実長)	1 箱入数	価格 (本体価格)
ホワイト	ベージュ				
4101	4111	1号	1.25cm × 5m	24巻	¥4,500
4102	4112	2号	2.50cm × 5m	12巻	¥4,000
4103	4113	3号	5.00cm × 5m	6巻	¥4,000
4104	4114	4号	7.50cm × 5m	4巻	¥4,000
4105	4115	5号	10.00cm × 5m	3巻	¥4,000
4106	4116	6号	3.75cm × 5m	8巻	¥4,000


粘着性ガーゼ包帯 ベネルーク[®]



やわらかい不織布の基布を使用した粘着性ガーゼ包帯。

規格				
品番	種類	製品規格 (幅×実長)	1 箱入数	価格 (本体価格)
17902	2号	2.5cm × 10m	12巻	¥3,700
17904	4号	5.0cm × 10m	6巻	¥3,700
17905	5号	7.5cm × 10m	4巻	¥3,700
17906	6号	10.0cm × 10m	3巻	¥3,700
17907	7号	15.0cm × 10m	2巻	¥3,700

粘着性弾力包帯 ベネストーク[®]




強撚糸を使用した厚手の基布を使用。弾力性に富み圧迫固定に適しています。

規格				
品番	種類	製品規格 (幅×伸長)	1 箱入数	価格 (本体価格)
4302	2号	2.50cm × 5m	12巻	¥3,600
4303	3号	3.75cm × 5m	8巻	¥3,600
4304	4号	5.00cm × 5m	6巻	¥3,600
4305	5号	7.50cm × 5m	4巻	¥3,600
4306	6号	10.00cm × 5m	3巻	¥3,600

救急絆創膏 キュータス[®]

クラス
I
RISK
一般



用途：創傷面の保護

肌に優しい救急絆創膏。吸水パッドには非固着性フィルムをラミネートし創傷面を傷つけません。


■規格

品番	種類	製品規格		1 箱入数 (枚)	価格 (本体価格)
		パッド (タテ×ヨコ)	粘着部 (タテ×ヨコ)		
4501	1号	2.5cm × 3cm	5cm × 5.0cm	100	¥3,200
4502	2号	3.0cm × 4cm	5cm × 7.2cm	50	¥1,500
4503	3号	3.0cm × 6cm	6cm × 10.0cm	50	¥1,800
4504	4号	5.0cm × 7cm	10cm × 12.5cm	20	¥1,400
4505	5号	5.0cm × 10cm	10cm × 16.0cm	20	¥1,800
4506	6号	5.0cm × 15cm	10cm × 20.0cm	20	¥2,200
4507	7号	5.0cm × 20cm	10cm × 25.0cm	20	¥2,700
4508	8号	5.0cm × 25cm	10cm × 30.0cm	20	¥3,200

救急絆創膏 一般医療機器
医療機器届出番号：13B2X00187000023
EOG 滅菌済

救急絆創膏 キュータス[®] α

クラス
I
RISK
一般



用途：創傷面の保護

キュータスにポリウレタンフィルムをプラス。基布に撥水加工を施した撥水タイプ。

■規格

品番	種類	製品規格		1 箱入数 (枚)	価格 (本体価格)
		パッド (タテ×ヨコ)	粘着部 (タテ×ヨコ)		
4601	1号	2.5cm × 3cm	5cm × 5.0cm	100	¥3,400
4602	2号	3.0cm × 4cm	5cm × 7.2cm	50	¥2,000
4603	3号	3.0cm × 6cm	6cm × 10.0cm	50	¥2,200
4604	4号	5.0cm × 7cm	10cm × 12.5cm	20	¥1,800
4605	5号	5.0cm × 10cm	10cm × 16.0cm	20	¥2,200
4606	6号	5.0cm × 15cm	10cm × 20.0cm	20	¥3,200
4607	7号	5.0cm × 20cm	10cm × 25.0cm	20	¥3,600
4608	8号	5.0cm × 25cm	10cm × 30.0cm	20	¥4,500

救急絆創膏 一般医療機器
医療機器届出番号：13B2X00187000024
EOG 滅菌済

チューブ包帯 ロールアップストックネット




ドーナツ状に巻き上げたチューブ包帯。四肢全体のサポートや保温などに。

■規格

品番	種類	製品規格 (幅×長さ)	1 箱入数	価格 (本体価格)
110030	3号	7.6cm × 90cm	20コ	¥3,600
110041	4号A	10.2cm × 90cm	20コ	¥4,600
110042	4号B	10.2cm × 120cm	20コ	¥6,100
110043	4号C	10.2cm × 150cm	20コ	¥7,600
110052	5号B	13.7cm × 120cm	20コ	¥7,500
110053	5号C	13.7cm × 150cm	20コ	¥9,300

多目的防水パッド アンダーパッド C



ディスポーザブルタイプの防水パッド。用途に応じて各種サイズを用意。

■規格

品番	種類	製品規格 (タテ×ヨコ)	1 ケース入数	価格 (本体価格)	
				1ケース	1枚
512211	P4360	43cm × 60cm	300枚 (25 枚× 12 袋)	¥12,000	¥ 40
512213	P5888	58cm × 88cm	150枚 (25 枚× 6 袋)	¥13,500	¥ 90
512215	P7575	75cm × 75cm	150枚 (25 枚× 6 袋)	¥13,500	¥ 90
512217	SA7575	75cm × 75cm	100枚 (25 枚× 4 袋)	¥13,400	¥134
512219	P75178	75cm × 178cm	50枚 (25 枚× 2 袋)	¥ 9,400	¥188

医療用 弾性ストッキング ATストッキング

クラス
1
一般

足首部分は、24.7hPa（18.5mmHg）の圧迫圧があり、上方に向けて段階的に弱める設計です。



膝下

股下

サイズの選び方

【膝下】 左記の3箇所を計測し、「①足首周囲」、「③膝下長」を基準にして製品を選んでください。
【股下】 左記の4箇所を計測し、「①足首周囲」、「④股下長」を基準にして製品を選んでください。

■サイズ選択時の留意点

- 「①足首周囲」で選ぶサイズと、「②ふくらはぎ周囲」のサイズが一致しない場合。
〈差が1サイズ以内の場合〉「①足首周囲」で選んだサイズを選択してください。
〈差が2サイズ以上の場合〉適用できません。
- 膝下の場合、「①足首周囲」が30.5cm、「②ふくらはぎ周囲」が52.0cm、「③膝下長」が45.5cmを超える場合は適用できません。
- 股下の場合、「①足首周囲」が27.5cm、「②ふくらはぎ周囲」が47.0cm、「③大腿周囲」が78.5cm、「④股下長」が78.5cmを超える場合は適用できません。

★「股下」の寸法が適用外になってしまった場合は「膝下」をご参照ください。


タイプ	品番	長さ・サイズ	適用範囲			1箱 入数	価格 (本体価格)
			①足首周囲	②ふくらはぎ周囲	③膝下長		
膝下	24111	ショートS	17.5cm～20.0cm	25cm～32cm	30.5cm～36.0cm	1組	¥ 2,000
	24112	ショートM	20.0cm～22.5cm	32cm～37cm	33.0cm～38.0cm	1組	¥ 2,000
	24113	ショートL	22.5cm～25.0cm	37cm～42cm	35.5cm～41.0cm	1組	¥ 2,000
	24114	ショートLL	25.0cm～27.5cm	42cm～47cm	35.5cm～41.0cm	1組	¥ 2,000
	24115	ショート3L	27.5cm～30.5cm	47cm～52cm	35.5cm～41.0cm	1組	¥ 2,000
	24120	レギュラーSS	15.0cm～17.5cm	23cm～30cm	31.0cm～36.5cm	1組	¥ 2,000
	24121	レギュラーS	17.5cm～20.0cm	25cm～32cm	36.0cm～40.5cm	1組	¥ 2,000
	24122	レギュラーM	20.0cm～22.5cm	32cm～37cm	38.0cm～43.0cm	1組	¥ 2,000
	24123	レギュラーL	22.5cm～25.0cm	37cm～42cm	41.0cm～45.5cm	1組	¥ 2,000
	24124	レギュラーLL	25.0cm～27.5cm	42cm～47cm	41.0cm～45.5cm	1組	¥ 2,000
	24125	レギュラー3L	27.5cm～30.5cm	47cm～52cm	41.0cm～45.5cm	1組	¥ 2,000
	24611	ショートS	17.5cm～20.0cm	25cm～32cm	30.5cm～36.0cm	10組	¥20,000
	24612	ショートM	20.0cm～22.5cm	32cm～37cm	33.0cm～38.0cm	10組	¥20,000
	24613	ショートL	22.5cm～25.0cm	37cm～42cm	35.5cm～41.0cm	10組	¥20,000
	24614	ショートLL	25.0cm～27.5cm	42cm～47cm	35.5cm～41.0cm	10組	¥20,000
	24615	ショート3L	27.5cm～30.5cm	47cm～52cm	35.5cm～41.0cm	10組	¥20,000
	24620	レギュラーSS	15.0cm～17.5cm	23cm～30cm	31.0cm～36.5cm	10組	¥20,000
	24621	レギュラーS	17.5cm～20.0cm	25cm～32cm	36.0cm～40.5cm	10組	¥20,000
	24622	レギュラーM	20.0cm～22.5cm	32cm～37cm	38.0cm～43.0cm	10組	¥20,000
	24623	レギュラーL	22.5cm～25.0cm	37cm～42cm	41.0cm～45.5cm	10組	¥20,000
股下	24624	レギュラーLL	25.0cm～27.5cm	42cm～47cm	41.0cm～45.5cm	10組	¥20,000
	24625	レギュラー3L	27.5cm～30.5cm	47cm～52cm	41.0cm～45.5cm	10組	¥20,000
	24201	XショートS	17.5cm～20.0cm	25cm～32cm	40.5cm～55.5cm	1組	¥ 3,000
	24202	XショートM	20.0cm～22.5cm	32cm～37cm	48.5cm～63.5cm	1組	¥ 3,000
	24203	XショートL	22.5cm～25.0cm	37cm～42cm	58.5cm～73.5cm	1組	¥ 3,000
	24210	ショートSS	15.0cm～17.5cm	23cm～30cm	33.0cm～48.0cm	1組	¥ 3,000
	24211	ショートS	17.5cm～20.0cm	25cm～32cm	40.5cm～55.5cm	1組	¥ 3,000
	24212	ショートM	20.0cm～22.5cm	32cm～37cm	48.5cm～63.5cm	1組	¥ 3,000
	24213	ショートL	22.5cm～25.0cm	37cm～42cm	58.5cm～73.5cm	1組	¥ 3,000
	24214	ショートLL	25.0cm～27.5cm	42cm～47cm	63.5cm～78.5cm	1組	¥ 3,000
	24220	レギュラーSS	15.0cm～17.5cm	23cm～30cm	33.0cm～48.0cm	1組	¥ 3,000
	24221	レギュラーS	17.5cm～20.0cm	25cm～32cm	40.5cm～55.5cm	1組	¥ 3,000

医療用 弾性ストッキング

CVストッキング

クラス
I
RISK
一般

「足首」「ふくらはぎ」「大腿」各部位に適度な圧迫圧がかかるよう、それぞれ繊維や編み方を使い分けています。




段階的圧迫設計

圧迫レベル	足首	ふくらはぎ	大腿
ライト	21.3hPa 16.0mmHg	14.7hPa 11.0mmHg	10.0hPa 7.5mmHg
ノーマル	28.7hPa 21.5mmHg	19.3hPa 14.5mmHg	13.3hPa 10.0mmHg

※写真はライトです。

規格

圧迫レベル 圧迫圧 (足首)	タイプ	品番	カラー	サイズ	適用範囲			1箱 入数	価格 (本体価格)
					①足首周囲	②ふくらはぎ周囲	③大腿周囲		
ライト 21.3hPa 16.0mmHg	股下	521201	黒	S	17.5cm ~ 20.0cm	25.5cm ~ 33cm	40cm ~ 56cm	1組	¥3,500
		521202		M	20.0cm ~ 22.5cm	30.5cm ~ 38cm	48cm ~ 64cm	1組	¥3,500
		521203	ベージュ	L	22.5cm ~ 25.0cm	35.5cm ~ 43cm	58cm ~ 74cm	1組	¥3,500
		521211		S	17.5cm ~ 20.0cm	25.5cm ~ 33cm	40cm ~ 56cm	1組	¥3,500
		521212		M	20.0cm ~ 22.5cm	30.5cm ~ 38cm	48cm ~ 64cm	1組	¥3,500
	膝下	521213	黒	L	22.5cm ~ 25.0cm	35.5cm ~ 43cm	58cm ~ 74cm	1組	¥3,500
		521101		S	17.5cm ~ 20.0cm	25.5cm ~ 33cm		1組	¥3,000
		521102	ベージュ	M	20.0cm ~ 22.5cm	30.5cm ~ 38cm		1組	¥3,000
		521103		L	22.5cm ~ 25.0cm	35.5cm ~ 43cm		1組	¥3,000
		521111		S	17.5cm ~ 20.0cm	25.5cm ~ 33cm		1組	¥3,000
ノーマル 28.7hPa 21.5mmHg	膝下 ソックス	521112	黒	M	20.0cm ~ 22.5cm	30.5cm ~ 38cm		1組	¥3,000
		521113		L	22.5cm ~ 25.0cm	35.5cm ~ 43cm		1組	¥3,000
		521001	ベージュ	S	17.5cm ~ 20.0cm	25.5cm ~ 33cm		1組	¥3,000
		521002		M	20.0cm ~ 22.5cm	30.5cm ~ 38cm		1組	¥3,000
		521003		L	22.5cm ~ 25.0cm	35.5cm ~ 43cm		1組	¥3,000
	股下	522201	黒	S	17.5cm ~ 20.0cm	25.5cm ~ 33cm	40cm ~ 56cm	1組	¥3,800
		522202		M	20.0cm ~ 22.5cm	30.5cm ~ 38cm	48cm ~ 64cm	1組	¥3,800
		522203	ベージュ	L	22.5cm ~ 25.0cm	35.5cm ~ 43cm	58cm ~ 74cm	1組	¥3,800
		522211		S	17.5cm ~ 20.0cm	25.5cm ~ 33cm	40cm ~ 56cm	1組	¥3,800
		522212		M	20.0cm ~ 22.5cm	30.5cm ~ 38cm	48cm ~ 64cm	1組	¥3,800
	膝下	522213	黒	L	22.5cm ~ 25.0cm	35.5cm ~ 43cm	58cm ~ 74cm	1組	¥3,800
		522101		S	17.5cm ~ 20.0cm	25.5cm ~ 33cm		1組	¥3,300
		522102	ベージュ	M	20.0cm ~ 22.5cm	30.5cm ~ 38cm		1組	¥3,300
		522103		L	22.5cm ~ 25.0cm	35.5cm ~ 43cm		1組	¥3,300
		522111		S	17.5cm ~ 20.0cm	25.5cm ~ 33cm		1組	¥3,300
	膝下 ソックス	522112	黒	M	20.0cm ~ 22.5cm	30.5cm ~ 38cm		1組	¥3,300
		522113		L	22.5cm ~ 25.0cm	35.5cm ~ 43cm		1組	¥3,300
		522001	ベージュ	S	17.5cm ~ 20.0cm	25.5cm ~ 33cm		1組	¥3,300
		522002		M	20.0cm ~ 22.5cm	30.5cm ~ 38cm		1組	¥3,300
		522003	黒	L	22.5cm ~ 25.0cm	35.5cm ~ 43cm		1組	¥3,300



サイズの選び方

上図の3箇所を計測し、「①足首周囲」、「②ふくらはぎ周囲」を基準にしてサイズを選んでください（膝下および膝下ソックスの場合、上図の①②の2箇所を計測）。

サイズ選択時の留意点

- 「①足首周囲」で選ぶサイズと、「②ふくらはぎ周囲」のサイズが一致しない場合。
（差が1サイズ以内の場合）
「①足首周囲」で選んだサイズを選択してください。
（差が2サイズ以上の場合）
適用できません。
- 膝下及び膝下ソックスの場合、「①足首周囲」が25.0cm、「②ふくらはぎ周囲」が43.0cm、③大腿周囲が74.0cmを超える場合は適用できません。
- 股下の場合、「①足首周囲」が25.0cm、「②ふくらはぎ周囲」が43.0cm、「③大腿周囲」が74.0cmを超える場合は適用できません。

医療機器届出番号：13B2X00187000001

逐次型空気圧式マッサージ器

ケアスロン®

クラス
II
RISK
管理
特管

長期臥床時などの静脈還流の促進に。

規格

品番	1箱入数	価格 (本体価格)
551200	1台	¥128,000

別売品



商品名	品番	1箱入数	価格 (本体価格)
ブーツ	552201	1セット	¥7,200
	552202★	5セット	¥33,000
ホース	552211	1本	¥7,000

★品番 552202 は「ブーツ」が5セット入ったものです。

医療機器認証番号：218AHBZX00006000

冷却療法用器具及び装置 **アイシングシステム CE4000**

クラス II RISK 管理 特管

小型・軽量のコンパクトな冷却療法用装置。



0℃～13℃まで冷却温度設定可能で設定温度をキープ。小型・軽量化で、コンパクトに設置できます。



付属のパッド固定用バンドで簡単に装着できるCE4000用ユニバーサルパッド。

規格	品番	1箱入数	価格(本体価格)
	565000	1セット	¥450,000


セット内容: 本体、CE4000用ユニバーサルパッドセット、CE4000用パッドシート、CE4000用ホース、専用循環液、CE4000用ドレーンチューブ、電源コード
医療機器認証番号: 226AHBZX00027000

別売品 **エアーフットユニット**

冷却パッドの膝関節へのフィット性を高めるエアーフットユニット。

商品名	品番	1箱入数	価格(本体価格)
エアーフットユニット	561156	1セット	¥50,000

セット内容: 本体、エアーパード、エアーパード延長チューブ、ニーカバードイス



別売品

CE4000用
ユニバーサルパッドセット
品番: 561119

CF用ユニバーサルパッド
(1枚入)
品番: 561112

アイシングシステム専用パッド
ユニバーサルパッド (1枚入)
品番: 561111

ユニバーサルパッドラージ (1枚入)
品番: 561114

商品名	品番	1箱入数	価格 (本体価格)	備考	分類
CE4000用 ユニバーサルパッドセット	561119	1セット	¥12,000	セット内容: CE4000用ユニバーサルパッド、パッド固定用バンド、調整用面ファスナー、パッドコネクタカバー	クラス I RISK 一般
CE4000用 ユニバーサルパッド付属品	561120	1セット	¥ 3,000	セット内容: パッド固定用バンド、調整用面ファスナー、パッドコネクタカバー	

医療機器届出番号: 13B2X00187000065

商品名	品番	1箱入数	価格 (本体価格)	分類
CF用 ユニバーサルパッド	561112	1枚	¥7,800	クラス I RISK 一般

医療機器届出番号: 13B2X00187000061

商品名	品番	種類	1箱入数	価格 (本体価格)	分類
アイシングシステム 専用パッド	561111	ユニバーサルパッド	1枚	¥6,800	クラス I RISK 一般
	561114	ユニバーサルパッドラージ	1枚	¥7,500	

医療機器届出番号: 13B2X00187000060

商品名	品番	1箱入数	価格 (本体価格)	分類
CE4000用パッドシート	561132	20枚	¥ 5,900	
ニーカバードイス	561126	10枚	¥ 9,500	
エアーパード	561155	1枚	¥ 6,500	
ホースカバー	561121	10枚	¥ 4,900	
パッドカバー	561122	20枚	¥ 5,900	
パッドカバーラージ	561123	10枚	¥ 4,900	
専用循環液	561100	1本	¥ 2,500	
CE4000用ホース	561153	1本	¥20,000	
ホース (アイシングシステム CF3000 専用)	561152	1本	¥20,000	クラス II RISK 管理 特管
CF3000 用 L字ホース	561128	1本	¥20,000	クラス II RISK 管理 特管
CF3000 用コネクタカバー	561129	1コ	¥ 2,500	

医療機器認証番号: 218AHBZX00010000

冷却パック **クライオカフ**

クラス I RISK 一般



持ち運び可能なアイシング商品。
クーラー(タンク)が取り外し可能で、連続して冷却することが可能。




規格	種類	品番	製品規格	1箱入数	価格(本体価格)
ニーカフ	アングルクフ	259110	フリー (大腿周囲)	1枚	¥13,000
	ニーカフ	S 259121	25cm～50cm	1枚	¥13,000
		M 259122	45cm～60cm	1枚	¥13,000
		L 259123	50cm～80cm	1枚	¥13,000
ショルダーカフ	ショルダーカフ	259133	81cm～122cm	1枚	¥15,800
		XL 259134	107cm～137cm	1枚	¥15,800
クーラーチューブセット	クーラーチューブ	259000	—	1コ	¥ 9,500
		259001	—	1本	¥ 2,700

アングルクフ 医療機器届出番号: 13B2X00187000062
ニーカフ 医療機器届出番号: 13B2X00187000063
ショルダーカフ 医療機器届出番号: 13B2X00187000064

静脈還流用循環補助システム ハンドインキュベータ

クラス I 一般 特管

静脈のうっ滞を最小限に抑えることで、手部の早期リハビリの実施をサポート。



規格		
品番	1箱入数	価格（本体価格）
541000	1台	¥180,000

★チャンバーは別売りになります。
基本構成（本体＋ホース）には含まれておりません。

別売品				
	商品名	品番	1箱入数	価格（本体価格）
	チャンバー	541101	1枚	¥ 8,000
	ホース	541102	1本	¥15,000

医療機器届出番号：13B2X90009000001

能動型下肢用他動運動訓練装置 ARTROMOT-K1

クラス II 管理 特管

シンプル設計で操作性に優れた下肢用 CPM 装置。



規格		
品番	1箱入数	価格（本体価格）
574000	1台	¥850,000

セット内容：本体、リモコン、電源コード

別売品	商品名	品番	1箱入数	価格（本体価格）
	ARTROMOT-K1 足ラップ	574100	1コ	¥5,000

医療機器認証番号：227AIBZX00016000

キャスト・製薬・キャスト関連材料

固定用・サポーター

機能性ウェア製品

衛生材料

呼吸・トレーニング・フットポンプ


アイシング

ME 機器

低周波治療器 リハブ

クラス II 管理 特管

運動器疾患にともなう筋萎縮の改善に効果が期待できるNME Sトレーニング機器。
豊富なプログラムで NMES トレーニング、疼痛緩和など、目的に合わせたリハビリテーションが可能。



プリセットプログラムと、パルス幅、治療時間、周波数などの設定が調整可能なプログラミングモードによる豊富なプログラムにより目的に合わせて簡単にリハビリテーションができます。



4チャンネルの電極パッドで効率的なリハビリテーションが可能です。



筋収縮を最大限に引き出す場所を探すモーターポイントペンを標準装備しています。



場所を選ばないコンパクト設計です。

規格		
品番	1 箱入数	価格 (本体価格)
703100	1セット	¥150,000

セット内容：本体、電極パッドS(5×5cm)、電極パッドS(5×10cm)、接続ケーブルセットP、変換コネクタ、モーターポイントペン、充電電池パック、専用充電器、専用ジェル、キャリングポーチ、ベルトクリップ

別売品

電極パッドP(5x5cm)
品番: 704100
品番: 704110(10袋セット)

電極パッドP(5x9cm)
品番: 704101
品番: 704111(10袋セット)

電極パッドS(5x5cm)
品番: 704102

スナップ

電極パッドS(5x10cm)
品番: 704103

商品名	品番	1 箱入数	価格 (本体価格)
電極/パッドP(5×5cm)	704100	1 袋 (4 枚入)	¥ 2,300
電極/パッドP(5×9cm)	704101	1 袋 (4 枚入)	¥ 2,300
電極/パッドP(5×5cm)10袋セット	704110	10 袋 (1 袋 4 枚入)	¥15,000
電極/パッドP(5×9cm)10袋セット	704111	10 袋 (1 袋 4 枚入)	¥15,000
電極/パッドS(5×5cm)	704102	1 袋 (4 枚入)	¥ 2,300
電極/パッドS(5×10cm)	704103	1 袋 (2 枚入)	¥ 2,300
接続ケーブルセットP	704104	1 セット (4 本)	¥12,000
キャリングポーチ	704105	1 コ	¥ 6,000
充電電池パック	704106	1 コ	¥ 7,000
専用ジェル	702006	1 本	¥ 1,900
モーターポイントペン	702031	1 本	¥ 3,800

医療機器認証番号：228AIBZX00017000

低周波治療器 リハブ 400 別売品


別売品	商品名	品番	1 箱入数	価格 (本体価格)
	リハブ 400 充電電池	704004	1 コ	¥ 7,000

振動刺激機器 wellengang excellence

左右交互振動 + 水平スウィング運動により、自然な刺激で効率的にトレーニングやリハビリテーションが可能。



左右交互の振動に水平方向の微細な軸移動が加わる wellengang 独自の機構。歩行を模した自然な動きに近い振動により頭部への振動の伝達を抑えます。短時間で効率的な全身のトレーニングが可能です。



アクティブロープを活用し効率的に全身に振動を伝えることができるため、全身の運動、上半身のみのトレーニングなど幅広いトレーニングができます。

プリセットされたトレーニングメニューから目的に応じたメニューを選択するだけでトレーニングを開始できます。

規格

商品名	品番	1 箱入数	価格 (本体価格)
wellengang excellence ホワイト	591011	1 台	¥1,950,000
wellengang excellence ブラック	591012	1 台	¥1,950,000
wellengang excellence グレー	591013	1 台	¥1,950,000
wellengang excellence レッド	591014	1 台	¥1,950,000
wellengang excellence グリーン	591016	1 台	¥1,950,000
wellengang excellence ブルー	591017	1 台	¥1,950,000
wellengang excellence イエロー	591018	1 台	¥1,950,000


セット内容: 本体、電源コード、防振マット

別売品	商品名	品番	1 箱入数	価格 (本体価格)
	wellengang 用防振マット	591103	1 枚	¥18,000


※ wellengang excellence では 2 枚並べて使用します。

振動刺激機器 wellengang performance

左右交互振動 + 水平スウィング運動により、自然な刺激で効率的にトレーニングやリハビリテーションが可能。



左右交互の振動に水平方向の微細な軸移動が加わる wellengang 独自の機構。歩行を模した自然な動きに近い振動により頭部への振動の伝達を抑えます。短時間で効率的な全身のトレーニングが可能です。



プラットフォーム上に立った姿勢で行う運動だけでなく、膝をついて腕をのせたり椅子に腰かけたり、さまざまな姿勢でのトレーニングが可能です。

振動ユニットのみのコンパクトタイプ。施設内のスペースを有効に活用できます。

規格


商品名	品番	1 箱入数	価格 (本体価格)
wellengang performance ホワイト	591021	1 台	¥900,000
wellengang performance ブラック	591022	1 台	¥900,000
wellengang performance グレー	591023	1 台	¥900,000
wellengang performance レッド	591024	1 台	¥900,000
wellengang performance グリーン	591026	1 台	¥900,000
wellengang performance ブルー	591027	1 台	¥900,000
wellengang performance イエロー	591028	1 台	¥900,000

セット内容: 本体、リモコン、電源コード、防振マット

別売品	商品名	品番	1 箱入数	価格 (本体価格)
	wellengang 用防振マット	591103	1 枚	¥18,000

振動刺激機器 mobisit

振動刺激による運動やリハビリテーションが可能。



規格			
品番	種類	1 箱入数	価格 (本体価格)
592011	グリーン	1 台	¥230,000
592012	ブルー	1 台	¥230,000
592013	レッド	1 台	¥230,000
592014	イエロー	1 台	¥230,000
592015	ホワイト	1 台	¥230,000
592016	ブラック	1 台	¥230,000
592017	グレー	1 台	¥230,000

下肢訓練器 リスタボード

早期に自発的な廃用症候群対策を目的とした下肢の屈伸運動を行うことが可能。



規格				
品番	1 箱入数	価格 (本体価格)		
571500	1 台	¥150,000		

別売品	商品名	品番	1 箱入数	価格 (本体価格)
	フットカバー	571600	100 枚	¥4,800

リハビリ・トレーニング機器

超音波骨折治療器 アクセラス2

クラス II 管理 特管

LIPUS による骨形成の促進を図る超音波骨折治療器。
2プローブ設計および小型プローブ（別売品）で効率的な使用ができ、選べる2段階出力で照射条件を使い分けできます。また、AC電源、バッテリー駆動の選択ができ使用環境を選びません。



別売品の小型プローブ「アクセラス2用プローブS」では、固定しにくかった部位にも対応できます。

規格		
品番	1箱入数	価格（本体価格）
575400	1セット	¥380,000

セット内容：本体、アクセラス2用プローブ、アクセラス2用ACアダプタ、アクセラス2用電源ケーブル、治療用ゲル、プローブ固定バンド

別売品	商品名	品番	1箱入数	価格（本体価格）
	アクセラス2用プローブ	575501	1コ	¥28,000
	アクセラス2用プローブS	575502	1コ	¥45,000
	アクセラス 治療用ゲル	575101	1本	¥ 950
	アクセラス プローブ固定バンド（1本）	575103	1本	¥ 2,800
	アクセラス プローブ固定バンド（6本）	575113	6本	¥15,000
	アクセラス2用通信アダプタ	575503	1台	¥42,000

超音波骨折治療器 アクセラス 別売品

別売品	商品名	品番	1箱入数	価格（本体価格）
	アクセラス プローブ	575102	1本	¥18,000

本製品は、超音波治療器です。

超音波治療器、超音波治療器

超音波治療器、超音波治療器

超音波治療器

超音波治療器、超音波治療器

超音波治療器

超音波治療器

十字靱帯機能検査機器

十字靱帯機能検査機器

KS Measure

KSM-100

クラス II RISK 管理

膝の安定性を定量的に測定し、十字靱帯の機能評価が可能。



規格

品番	1 箱入数	価格 (本体価格)
260100	1 セット	¥1,050,000

セット内容: 本体、膝置き台、足置き台、重さゲージ (30N)、USB ケーブル、付属 CD-R、キャリブレーションブロック

別売品	商品名	品番	1 箱入数	価格 (本体価格)
	トラクションベルト	260201	1本	¥5,000
	下肢固定ベルト	260202	1本	¥2,000

医療機器認証番号 : 223AHBZX00013000

汎用超音波画像診断装置 デジタル超音波診断装置 Noblus

クラス II 管理 特管



多彩な機能をコンパクトに集約。

- 主な用途 ● 超音波を用いて体内の形状、性状又は動態を可視化し、診断のために画像情報を提供。
- 主な特長 ● 装置全体のコンパクトさに加え、使用しないときにはキーボードをたたむことができる設計を採用。可能な限りスペースをとらないデザインを実現。
- 筋肉、靱帯といった運動器の病変を明確に映し出すことが可能。又、炎症による血流の異常もパスキュラリティーで確認することができ、リウマチの診断にも対応。
- 画面下部に表示される項目は、タッチパネルで選択。検査画面から視線を外すことなく操作が可能。
- 使用シーンに合わせ、モニタを旋回・チルトさせ、快適に検査を進行。

一般的名称：汎用超音波画像診断装置 (40761000)
販売名：デジタル超音波診断装置 Noblus
医療機器認証番号：第 224ABBZX00092000 号
製造販売業者：株式会社日立製作所

※品番、セット内容等は弊社営業担当までお問い合わせください。
※ Noblus は株式会社日立製作所の登録商標です。

汎用超音波画像診断装置 超音波診断装置 ARIETTA Prologue LE

クラス II 管理 特管



コンパクトなデザインで持ち運びが可能。整形外科領域の一般診療から、外傷、在宅まで様々な場面で検査・治療をサポート。

- 主な用途 ● 超音波を用いて体内の形状、性状又は動態を可視化し、診断のために画像情報を提供。
- 主な特長 ● コンパクトなデザインで持ち運びが可能。整形外科領域の一般診療から、外傷、在宅まで様々な場面で検査・治療をサポート。
- 全面タッチパネルを採用。難しい設定や操作は必要なく、検査したいときにすぐに使用することが可能。
- コンパクト機ながら上級機並みの高画質化技術を搭載。

一般的名称：汎用超音波画像診断装置 (40761000)
販売名：超音波診断装置 ARIETTA Prologue
医療機器認証番号：第 227ABBZX00109000 号
製造販売業者：株式会社日立製作所

※品番、セット内容等は弊社営業担当までお問い合わせください。
※ ARIETTA は株式会社日立製作所の登録商標です。

汎用超音波画像診断装置 超音波診断装置 Viamo c100

クラス II 管理 特管



コンパクトなデザインで持ち運びが可能なため、さまざまなシーンで最適な検査環境を提供。

- 主な用途 ● 超音波を用いて体内の形状、性状又は動態を可視化し、診断のために画像情報を提供。
- 主な特長 ● 軽量でコンパクト。検査が必要なさまざまなシーンで最適な検査環境を提供。
- スタンバイから 8 秒で起動。すばやい検査の実施が可能。
- 最大 2 時間駆動が可能な大容量バッテリーを内蔵。院内外を問わず検査可能。

一般的名称：汎用超音波画像診断装置 (40761000)
販売名：超音波診断装置 Viamo c100 TUS-VC100
医療機器認証番号：228ACBZX00020000
製造販売業者：キヤノンメディカルシステムズ株式会社

※品番、セット内容等は弊社営業担当までお問い合わせください。

超音波画像診断装置

汎用超音波画像診断装置

超音波診断装置 Aprio i800

クラス II
管理
特管



超高分解能と高精度な映像化技術による卓越した超音波診療を実現いたします。

- 主な用途** ●超音波を用いての体内の形状、性状又は動態を可視化し、診察のための画像情報を提供。
- 主な特長** ●最高 24MHz の超高周波プローブによる高精細画像により、診断に大きな力を発揮いたします。
- 最先端の信号処理技術「iBeam 技術」により、深部から浅部まで均一かつ精細な超高画質を提供し、精度の高い検査をサポートいたします。
- 高精度な3D 技術（SmartSensor3D）による、超高分解能の立体画像を描出可能（オプション機能）。
- 組織の硬さを数値やカラーマッピングで表示する Shear Wave Elastography を搭載可能（オプション機能）。組織の硬さ評価に大きな力を発揮します。
- 超低速流血表示技術 Advanced SMI により、運動器の微細な血流状態を感度よく描出いたします。

一般的名称：汎用超音波画像診断装置（40761000）
販売名：超音波診断装置 APPIO i800 TUS-AI800
医療機器認証番号：228ABZX00021000
製造販売業者：キャノンメディカルシステムズ株式会社

※品番、セット内容等は弊社営業担当までお問い合わせください。

汎用超音波画像診断装置

超音波画像診断装置 ACUSON NX3 series

クラス II
管理
特管



イメージフォーティは妥協せず、操作性をシンプルに。

- 主な用途** ●超音波を用いて体内の形状、性状または血流を可視化し、診断のための画像情報を提供。
- 主な特長** ●21 型 HD ディスプレイと操作性の良いモニタハンドルが安定したスキャンをサポートします。
- 10.4 型のスワイプ操作が可能な大型タッチパネルを採用。各種モード設定など、ワークフローを改善し検査時間の短縮に貢献します。
- 新しいデザインのコントロールパネルにより、効率よく短時間での検査を可能にします。

一般的名称：汎用超音波画像診断装置（40761000）
販売名：汎用超音波画像診断装置 アクuson NX3
医療機器認証番号：227AABZX00121000
製造販売業者：シーメンスヘルスケア株式会社

※品番、セット内容等は弊社営業担当までお問い合わせください。

汎用超音波画像診断装置

超音波画像診断装置 ACUSON P500

クラス II
管理
特管



初心者にも易しい簡単操作で、安定の高画質をご提供。

- 主な用途** ●超音波を用いて体内の形状、性状または血流を可視化し、診断のための画像情報を提供。
- 主な特長** ●タッチパネル採用によりコントロールパネルを簡素化。デュアルインターフェイスで簡便で直感的な操作が可能。
- ワンタッチでの自動画質調整により、最適な条件の画像を安定して描出。
- 整形外科領域はもちろん、心臓、腹部、血管など幅広い領域にも対応

一般的名称：汎用超音波画像診断装置（40761000）
販売名：汎用超音波画像診断装置 アクuson P500
医療機器認証番号：227AABZX00047000
製造販売業者：シーメンスヘルスケア株式会社

※品番、セット内容等は弊社営業担当までお問い合わせください。

必要な時期に必要な期間だけ使いたい！

というご要望にお応えするため、
最短2週間からレンタルできるサービスを開始します。

このような
お困りごとは
ありませんか？

- ☒ 購入したいが予算が付かない、予算執行まで時間がかかる。
- ☒ 患者が多く、新規採用するには一度に数台購入するのは難しい。
- ☒ 対象患者が重なる時期だけ増台したい。
- ☒ 使い勝手や効果に疑問があり、一定期間使用して、購入を決定したい。

商品ラインナップと価格



アイシングシステム



ARTROMOT-K1



KS Measure KSM-100

商品名		品番	貸出期間	価格 (税抜き)
アイシングシステム	アイシングシステムCF3000レンタル	568000	2週間 (14日)	¥ 18,000
			1ヶ月 (31日)	¥ 30,000
			3ヶ月 (93日)	¥ 85,000
	アイシングシステムCF3000レンタル (延長)	568100	延長 (1ヶ月)	¥ 30,000
	アイシングシステムCE4000レンタル	569000	2週間 (14日)	¥ 18,000
			1ヶ月 (31日)	¥ 30,000
			3ヶ月 (93日)	¥ 85,000
	アイシングシステムCE4000レンタル (延長)	569100	延長 (1ヶ月)	¥ 30,000
※アイシングシステムの機種選択はできません。				
下肢CPM装置	オプティフレックス3レンタル	577000	2週間 (14日)	¥ 18,000
			1ヶ月 (31日)	¥ 30,000
			3ヶ月 (93日)	¥ 85,000
	オプティフレックス3レンタル (延長)	577100	延長 (1ヶ月)	¥ 30,000
	ARTROMOT-K1レンタル	583000	2週間 (14日)	¥ 18,000
			1ヶ月 (31日)	¥ 30,000
			3ヶ月 (93日)	¥ 85,000
	ARTROMOT-K1レンタル (延長)	583100	延長 (1ヶ月)	¥ 30,000
※下肢CPM装置の機種選択はできません。				
十字靱帯機能検査機器	十字靱帯機能検査機器 KS Measure KSM-100レンタル	269000	2週間 (14日)	¥ 21,000
			1ヶ月 (31日)	¥ 35,000
			3ヶ月 (93日)	¥100,000
	十字靱帯機能検査機器 KS Measure KSM-100レンタル (延長)	269100	延長 (1ヶ月)	¥ 35,000

※貸出期間は施設納品日を起点とします。納品・返却に関する運送期間は含まれません。※送料は当社からの出荷分については代金に含まれます。
※詳細は弊社営業担当までお問い合わせください。

医療機器を安全にお使いいただくために、保守点検サービスをお勧めしています。

保守点検サービスのご案内

保守点検について

保守点検の実施主体は医療機関であり、保守点検は医療機器を使用する医療機関に義務付けられています。

保守点検は、特定保守管理医療機器の修理業許可を取得している業者等に委託することが可能です。また、外部委託を行うことで医療機器の確実な点検の実施が可能になり安全な状態でご利用いただけることのほか、医療機関様でのお手間やご負担を軽減できます。

✓ 医療機器安全使用責任者の設置

✓ 職員研修の実施

✓ 情報収集

✓ 保守点検計画の策定と実施



医療機器の安全管理について

弊社では以下の医療機器の保守点検を受託しております。保守点検をご依頼いただきました場合には、作業終了時に作業結果を書面にてお客様へご報告いたします。また弊社にて作業結果(点検履歴・修理履歴)のデータ管理を行います。

業 務 範 囲			
商品名	機種毎の試験内容	商品名	機種毎の試験内容
オブティフレックス 3	動作速度試験 角度センサー、強制反転キャリブレーション	ケアスロン	圧力確認
ARTROMOT-K1	動作速度試験 角度センサー キャリブレーション	ハンドインキュベータ	圧力確認
アイシングシステム CF3000	アラーム解析 冷却能力試験 ポンプ機能試験	アクセラス 2	超音波出力試験
アイシングシステム CE4000	アラーム解析 冷却能力試験 ポンプ機能試験	アクセラス	超音波出力試験
リハブ	動作試験 出力確認	ミネライザー	キャリブレーション
KS メジャー	動作試験 キャリブレーション		

※弊社での保守点検では、基本動作チェック・電氣的安全性点検(JIS T 0601-1)の他に機種毎に試験項目を追加した保守点検を実施しております。

保守点検のご依頼から完了までの流れ

医療機関様から
保守点検のご依頼



弊社にて
保守点検作業を実施



異常が無かった場合は、
報告書を添付しご返却



保守点検作業機器に異常が認められた場合、その旨をお客様へご報告いたします。お客様におかれましては、その報告内容をご判断いただいた上で、弊社へ別途修理をご依頼していただくことになります。

ア

ARTROMOT-K1	34
アイシングシステム CE4000	33
アクセラス 2	38
アルミスプリント	4
アンダーパッド C	30
アンダーラップホワイト	5
ウールサポーター	18
wellengang excellence	36
wellengang performance	36
AT ストッキング	31
エクスエイド アングル 3	25
エクスエイド アングル 6	25
エクスエイド アングル FO	26
エクスエイド ニー ACL	22
エクスエイド ニー MCL&LCL	22
エクスエイド ニー PCL	22
エクスエイド ニーアクティブ	24
エクスエイド ニーオスグッド	24
エクスエイド ニーショート	23
エクスエイド ニーパテラ	24
エクスエイド ニーライトスポーツ 2	23
エクスエイド ニーライトスポーツ 3	23
エクスエイド リスト	26
エルウェーブ®	28
エルチューブ®	28
エルテクト®	29
エルホワイト®	29
エルホワイト®-S	29

カ

カラーキーパー	7
カラーキーパー・me (メッシュタイプ)	8
カラーキーパー・U	8
カラーキーパー・ハード	8
キャストブーツ	6
キュータス®	30
キュータス®α	30
クライオカフ	33
クラビクルブレース	17
ケアスロン®	32

サ

CV ストッキング	32
シームレスサポーター	18
シグマックスアームスリング	5
シグマックスストッキネット	5
シグマックスソフトスプリント	4
十字靱帯機能検査機器 KS Measure KSM-100	39
ストッキネットホワイト	5
スプリント用はさみ	6

タ

超音波画像診断装置 ACUSON NX3 series	41
超音波画像診断装置 ACUSON P500	41
超音波診断装置 Aprio i800	41
超音波診断装置 ARIETTA Prologue LE	40
超音波診断装置 Viamo c100	40
デジタル超音波診断装置 Noblus	40

ナ

ニースプリント 屈曲タイプ	17
ニースプリント 伸展タイプ	17
ニールキャスト F	2
ニールキャスト P	2
ニールスプリント F	1
ニールスプリント SP	1
Neomotion ACL	27

ハ

ハイブリッドシーネ ニー	3
ハンドインキュベータ	34
ファシリエイドサポーター アキレス腱	21
ファシリエイドサポーター 足くび	20
ファシリエイドサポーター 足くびソフト	20
ファシリエイドサポーター 足くびマルチ	20
ファシリエイドサポーター 外反母趾	21
ファシリエイドサポーター 肩	21
ファシリエイドサポーター 手くび	19
ファシリエイドサポーター 膝ショート	19
ファシリエイドサポーター ひざ保温	21
ファシリエイドサポーター ひじ	21
ファシリエイドサポーター 母指	19
ブルーラップ	5
プレバンツ®	17
ベネストーク®	29
ベネファクト®	29
ベネルーク®	29

マ

マックスベルト E2	13
マックスベルト FR	14
マックスベルト me1	11
マックスベルト me2	11
マックスベルト me3	11
マックスベルト me black	10
マックスベルト me white	10
マックスベルト R1	12
マックスベルト R2	12
マックスベルト RX3	12
マックスベルト S1	14
マックスベルト S2	14
マックスベルト S3	14
マックスベルト se	13
マックスベルト ショート	13
マックスベルト ソフト	13
mobisit	37

ラ

リスタボード	37
リハブ	35
リブバンド	9
リブバンドⅡ	9
リブバンド me (メッシュタイプ)	9
リブバンドフィット	9
レテラタイ®	28
ロールアップストッキネット	30

日本シグマックス株式会社

本社：〒163-6033 東京都新宿区西新宿6-8-1
お客様窓口 TEL.0800-222-6122(通話料無料)
受付時間：9時～17時(平日)※土日、祝日、年末年始を除く

※本製品に関するお問い合わせはお客様窓口までお願いいたします。

インターネットで日本シグマックスの情報をご覧いただけます。

日本シグマックスのホームページ <http://www.sigmax.co.jp/>



- 予告なく製品の仕様が変更になることがあります。
- カタログの写真と実際の製品とは、色などに違いがある場合があります。その点をご了承ください。
- 各製品は、付属の使用説明書・添付文書を必ずお読みになってからご使用ください。
- 各製品は、医師の指示に従って適切に使用してください。誤った使い方は怪我の原因ともなります。