



**SIGMAX**

GENERAL CATALOGUE

総合カタログ 2025







日本シグマックス株式会社

2025

# INDEX

1. 骨折マネジメント	P04
2. アイシング	P25
3. サポーター	P29
4. 衛生材料	P55
5. 静脈還流関連製品	P61
6. ブレストケア製品	P65
7. 計測・測定装置	P75
8. リハビリ・トレーニング機器	P78
9. 超音波画像診断装置	P83
各種ご案内	P86
索引  (50音順)	P96
索引  (品番順・JANコード)	P98

- 本カタログの価格は 2025 年 3 月現在のものですが、諸事情により価格が変わることがありますのでご了承ください。
- 消費税は別途申し受けます。
- 本カタログでは、製品に付随する情報を以下のマークで記載しております。

診療報酬に関する表示について	
	B001-6 肺血栓塞栓症予防管理料 ※処置に用いた機器及び材料の費用は所定点数に含まれる。
	ギプス処置の際に、ギプス材として使用できる製品。 ※該当するギプス処置により所定のギプス料を算定。
	特定保険医療材料「副木」として機能区分ごとの償還価格にて算定可。
	J119-2 腰部又は胸部固定帯固定 (1 日につき) J200 腰部、胸部又は頸部固定帯加算 (初回のみ) ※肋骨骨折に対し非観血的整復術を行った後に使用した場合は手術の所定点数に含まれており別途算定できない。
	K047-2 難治性骨折超音波治療法 (一連につき) K047-3 超音波骨折治療法 (一連につき) ※骨折観血的手術等が行われた後に本区分が行われた場合に限り算定可。
	D217 骨塩定量検査 4 超音波法 ※患者 1 人につき 4 月に 1 回限り算定可。

※上記のマーク及び表現は、当社独自のものです。正式な診療報酬に関する情報等は、厚生労働省の告示・通知・診療報酬点数表などをご確認ください。

# お知らせ

## ■ギプス包帯「ハイブリッドシーネ リスト」「ハイブリッドシーネ アンクル」仕様変更

ギプス包帯「ハイブリッドシーネ リスト」および「ハイブリッドシーネ アンクル」につきまして、操作性の向上を目的として一部仕様を変更いたしました。また、化粧箱の用紙が白箱から茶箱になり印刷色も変更いたしました。

切替時期は、2025年4月以降、順次となります。この変更に伴う製品機能および品番、価格、JANコードなどの変更はございません。

詳細につきましては、弊社営業担当までご連絡をお願いいたします。

### 切替予定時期：2025 年 4 月以降、順次切替

商品名		品番	種類
ハイブリッドシーネ リスト ギプス包帯/一般医療機器 医療機器届出番号： 13B2X00187000046	ショート タイプ	198301/198302/198303	右S/右M/右L
		198311/198312/198313	左S/左M/左L
	ロング タイプ	198401/198402/198403	右S/右M/右L
			198411/198412/198413
ハイブリッドシーネ アンクル ギプス包帯/一般医療機器 医療機器届出番号：13B2X00187000047		198201	S
		198202	M
		198203	L

※商品は本紙12ページ、16ページに掲載しております。

## ■汎用超音波画像診断装置「ポケットエコーmiruco」販売終了 および「ポケットエコーmiruco CL5」発売

ご愛顧いただいております汎用超音波画像診断装置「ポケットエコーmiruco」は、表示器の在庫が無くなり次第、販売を終了させていただくこととなりました。なお、販売終了後も修理などのアフターサービスは引き続き対応いたします。

後継機種として「ポケットエコーmiruco CL5」を2025年2月3日より販売開始いたしました。本製品は、従来の「いつでも、どこでも、すぐに診る」というコンセプトを継承しつつ、デュアルプローブやドプラ機能を新たに搭載し、利便性とお求めやすい価格を実現した設計となっております。

本件に関するお問い合わせは、本紙83ページに記載の二次元コードからご連絡賜りますようお願いいたします。

# 総合カタログ「各種ご案内」ページのご紹介

本カタログの「各種ご案内」ページでは、弊社ウェブサイトのご案内、弊社製品に関する保険情報、ME機器レンタルサービスや保守点検サービスに関するご案内など各種サービスについて掲載しております。ぜひご覧いただき、お役立てください。

## 弊社ウェブサイト「SIGMAX MEDICAL」のご案内

日常の診療にお役立ていただける情報を掲載しておりますのでぜひご覧ください。



- 製品情報が充実。カタログのダウンロードや使用説明書、保険情報の閲覧など製品に関する基本情報を掲載し、いつでもご覧いただけます。
- 運動器エコーやキャスト・スプリントの手技動画、セミナーの動画やレポートなど豊富なコンテンツの閲覧、ダウンロードが可能です。
- ME機器レンタル、保守点検サービスなど弊社ウェブサイトからお申込みいただけます。

▶▶▶ 詳細は92ページをご覧ください。

## 診療報酬関連情報




〈診療報酬関連情報はこちら〉  
商品名の右側に下記のマークがある商品は診療報酬関連製品です。

商品掲載ページの下部にあるこのマーク 保険情報は●ページをご覧くださいに記載のページを参照ください。

診療報酬に関する情報を掲載しています。

↓ 診療報酬関連情報を掲載



## 各種サービスのご紹介

ME機器レンタルサービスや保守点検サービスなどをご紹介します。  
アイシング装置や下肢CPMなど必要な時期だけ使いたい、保守点検の時間がないなどのご要望やお悩みの解消にお役立てください。

### レンタルサービスのご案内

「ARTROMOT-K1」「オプティフレックス3」「アイシングシステム」「KS Measure KSM-100」「アクセルス」  
必要な時期に必要な期間だけ使いたいというご要望にお応える  
最低2週間からレンタルできるサービスです。\*取扱説明書お渡し可

使いたいとき  
すぐオーダー！

使わないとき  
すぐ返せる

購入する前に  
試してみたい

### 保守点検サービスのご案内

医療機器の保守点検できていますか？

※保守点検の実施主体は医療機関であり、保守点検は医療機関に依頼して行われます。

このようなお悩みをお持ちの施設様に

点検が負担になっている

点検の正確なやり方がわからない

点検の時間がない

●索引を巻末に掲載しております。品番での検索など索引ページをご利用ください。

LINE UP

01

2025 GENERAL CATALOGUE

# 骨折マネジメント



- 超音波骨折治療器
- キャスト材
- 副木材料
- キャスト関連製品

超音波骨折治療器

# アクセラス2

超音波骨折治療法

より使いやすく、より効率的なLIPUS治療を。使い勝手にこだわった超音波骨折治療器。



主な用途

- 骨形成の促進

主な特長

- 2プローブ設計での確で効率的な使用が可能。
- 30mW/cm<sup>2</sup>、60mW/cm<sup>2</sup>の選べる2段階出力で、適用に応じた照射条件を使い分けることが可能。
- 使用状況に応じた「フリーモード」「条件固定モード」設定ができる。
- AC電源、バッテリー駆動の選択ができ、使用環境を選ばない。
- 治療履歴カレンダーによる使用管理、音声ガイダンスでの使用案内、見やすい表示画面など、患者様にも優しい設計。
- 別売品の小型プローブ「アクセラス2用プローブS」により、従来品では固定しにくかった部位にも対応。

〈セット内容〉

本体、アクセラス2用プローブ、アクセラス2用ACアダプタ、アクセラス2用電源ケーブル、超音波ゲル、プローブ固定バンド



品番	JANコード	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
575400	4946452061458	1セット	¥380,000

超音波骨折治療器／管理医療機器／特定保守管理医療機器  
医療機器認証番号：229AHBZX00016000

別売品

## アクセラス2用プローブ



品番	575501
JANコード	4946452061465
1箱入数	1コ
メーカー希望小売価格(税別)	¥31,000

## アクセラス2用プローブS



品番	575502
JANコード	4946452061472
1箱入数	1コ
メーカー希望小売価格(税別)	¥50,000

## 超音波ゲル



品番	575101
JANコード	4946452419716
1箱入数	1本
メーカー希望小売価格(税別)	¥950

## プローブ固定バンド



品番	JANコード	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
575103	4946452419730	1本	¥2,800
575113	4946452419761	6本	¥15,000

ニールスプリントF

ギプス

高い操作性と固定力でスムーズなギプス処置をサポート。芯材はグラスファイバー製。



主な用途


- 骨折、疾患のある関節又は疼痛のある捻挫の固定

主な特長

- 芯材は水硬化性樹脂を含浸させた7層のグラスファイバー製。
- パッド一体型のキャスト材のためギプス処置がスムーズ。
- パッドの開閉が可能。芯材のみを濡らすことや患部に合わせての加工が可能。
- パッドの肌接触面にはクッション性のあるはっ水生地を使用。また、肌に触れない面には、速乾性のある薄型パッドを使用。
- ロールタイプとプリカットタイプの2タイプ。幅広いサイズ展開。



速乾性薄型パッド



はっ水性フェルトパッド(肌接触面)



タイプ	品 番	JANコード	種 類	製品規格(幅×長さ)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
ロールタイプ	197001	4946452063582	1号	2.5cm×3.0m	1ロール	¥6,800
	197002	4946452063599	2号	5.0cm×4.5m	1ロール	¥11,300
	197003	4946452063605	3号	7.5cm×4.5m	1ロール	¥13,100
	197004	4946452063612	4号	10.0cm×4.5m	1ロール	¥14,000
	197005	4946452063629	5号	12.5cm×4.5m	1ロール	¥16,200
	197006	4946452063636	6号	15.0cm×4.5m	1ロール	¥19,400
プリカットタイプ	197102	4946452063643	2号	5.0cm×30cm	5枚	¥4,510
	197113	4946452063650	3号A	7.5cm×30cm	5枚	¥4,950
	197123	4946452063667	3号B	7.5cm×60cm	5枚	¥9,900
	197133	4946452063674	3号C	7.5cm×90cm	5枚	¥14,850
	197114	4946452063681	4号A	10.0cm×40cm	5枚	¥7,150
	197124	4946452063698	4号B	10.0cm×65cm	5枚	¥11,110
	197134	4946452063704	4号C	10.0cm×100cm	5枚	¥16,830
	197105	4946452063711	5号	12.5cm×70cm	5枚	¥14,410

ギプス包帯／一般医療機器  
医療機器届出番号：13B2X00187000040

骨折マネジメント

アイシング

サポーター

衛生材料

静脈還流関連製品

プレストケア製品

計測・測定装置

リハビリ・トレーニング機器

超音波画像診断装置

ギプス包帯

ニールスプリント SP

ギプス

高い操作性と固定力でスムーズなギプス処置をサポート。芯材はポリエステル製。



主な用途

- 骨折、疾患のある関節又は疼痛のある捻挫の固定

主な特長

- ポリエステル製の基布に水硬化性樹脂を含浸させた芯材を使用。切断面に鋭い棘が出ず、切断面の処理が不要。
- X線透過性がありレントゲン撮影時の取り外しが不要。
- 十分な固定力と高いフィット性で患部をホールド。
- パッドの開閉が可能。芯材のみを濡らすことや患部に合わせての加工が可能。
- パッドの肌接触面にはクッション性のあるはっ水生地を使用。また、肌に触れない面には、速乾性のある薄型パッドを使用。
- ロールタイプとプリカットタイプの2タイプ。幅広いサイズ展開。



カット直後



モールドイング後




タイプ	品番	JANコード	種類	製品規格(幅×長さ)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
ロールタイプ	197201	4946452063728	1号	2.5cm × 3.0m	1ロール	¥6,800
	197202	4946452063735	2号	5.0cm × 4.5m	1ロール	¥11,300
	197203	4946452063742	3号	7.5cm × 4.5m	1ロール	¥13,100
	197204	4946452063759	4号	10.0cm × 4.5m	1ロール	¥14,000
	197205	4946452063766	5号	12.5cm × 4.5m	1ロール	¥16,200
	197206	4946452063773	6号	15.0cm × 4.5m	1ロール	¥19,400
プリカットタイプ	197302	4946452063780	2号	5.0cm × 30cm	5枚	¥4,510
	197313	4946452063797	3号A	7.5cm × 30cm	5枚	¥4,950
	197323	4946452063803	3号B	7.5cm × 60cm	5枚	¥9,900
	197333	4946452063810	3号C	7.5cm × 90cm	5枚	¥14,850
	197314	4946452063827	4号A	10.0cm × 40cm	5枚	¥7,150
	197324	4946452063834	4号B	10.0cm × 65cm	5枚	¥11,110
	197334	4946452063841	4号C	10.0cm × 100cm	5枚	¥16,830
	197305	4946452063858	5号	12.5cm × 70cm	5枚	¥14,410

ギプス包帯／一般医療機器  
医療機器届出番号：13B2X00187000041

オルソグラス® II

ギプス

扱いやすく多用途に使用できるスプリント材。



- 主な用途**
- 骨折、疾患のある関節又は疼痛のある捻挫の固定
- 主な特長**
- 芯材は水硬化性樹脂を含浸させた3次元ニット構造による単層グラスファイバー。
  - 関節周囲などの骨突出部でもしっかりフィットし、装着時のしわを防止。
  - 幅広い用途に対応する柔らかく開閉可能な両面不織布製のパッド。
  - カットしやすく、患部に合わせて加工しやすい。



品 番	JANコード	種 類	製品規格(幅×長さ)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
191102	4042809579444	2号	5.0cm×4.5m	1ロール	¥27,500
191103	4042809579451	3号	7.5cm×4.5m	1ロール	¥31,900
191104	4042809579468	4号	10.0cm×4.5m	1ロール	¥34,100
191105	4042809579475	5号	12.5cm×4.5m	1ロール	¥39,600
191106	4042809579482	6号	15.0cm×4.5m	1ロール	¥47,300

ギプス包帯／一般医療機器  
医療機器届出番号：13B2X10405000010  
製造販売業者：株式会社エスジーティー

オルソグラス® II ショート

ギプス

扱いやすく多用途に使用できるスプリント材。オルソグラスIIの少し短いタイプ。



- 主な用途**
- 骨折、疾患のある関節又は疼痛のある捻挫の固定
- 主な特長**
- 芯材は水硬化性樹脂を含浸させた3次元ニット構造による単層グラスファイバー。
  - 関節周囲などの骨突出部でもしっかりフィットし、装着時のしわを防止。
  - 幅広い用途に対応する柔らかく開閉可能な両面不織布製のパッド。
  - カットしやすく、患部に合わせて加工しやすい。

品 番	JANコード	種 類	製品規格(幅×長さ)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
192101	4042809579499	1号	2.5cm×3m	1ロール	¥16,500
192102	4042809579505	2号	5.0cm×3m	1ロール	¥20,900
192103	4042809579635	3号	7.5cm×3m	1ロール	¥23,100
192104	4042809579529	4号	10.0cm×3m	1ロール	¥24,750

ギプス包帯／一般医療機器  
医療機器届出番号：13B2X10405000011  
製造販売業者：株式会社エスジーティー

骨折マネジメント

アイシング

サポーター

衛生材料

静脈血流関連製品

プレストケア製品

計測・測定装置

リハビリ・トレーニング機器

超音波画像診断装置

ギプス包帯

オルソグラス® II プリカット

ギプス

扱いやすく多用途に使用できるスプリント材。予め使いやすい長さにカットしたタイプ。



主な用途

- 骨折、疾患のある関節又は疼痛のある捻挫の固定

主な特長

- 芯材は水硬化性樹脂を含浸させた3次元ニット構造による単層グラスファイバー。
- 関節周囲などの骨突出部でもしっかりフィットし、装着時のしわを防止。
- 幅広い用途に対応する柔らかく開閉可能な両面不織布製のパッド。

品 番	JANコード	種 類	製品規格(幅×長さ)	1 箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
193111	4042809579536	1号 A	2.5cm × 20 cm	5 枚	¥6,050
193121	4042809579543	1号 B	2.5cm × 40 cm	5 枚	¥8,800
193102	4042809579550	2号	5.0cm × 30 cm	5 枚	¥9,900
193113	4042809579567	3号 A	7.5cm × 30 cm	5 枚	¥11,000
193123	4042809579574	3号 B	7.5cm × 60 cm	5 枚	¥22,000
193133	4042809579581	3号 C	7.5cm × 90 cm	5 枚	¥33,000
193114	4042809579598	4号 A	10.0cm × 40 cm	5 枚	¥15,950
193124	4042809579604	4号 B	10.0cm × 65 cm	5 枚	¥24,750
193134	4042809579611	4号 C	10.0cm × 100 cm	5 枚	¥37,400
193105	4042809579628	5号	12.5cm × 70 cm	5 枚	¥31,900

ギプス包帯／一般医療機器  
医療機器届出番号：13B2X10405000012  
製造販売業者：株式会社エスジーティー

ギプス包帯

オルソグラス® NW

ギプス

スピーディーな装着ができ、優れた快適性を持つ不織布製のスプリント材。



主な用途

- 骨折、疾患のある関節又は疼痛のある捻挫の固定

主な特長

- 芯材は水硬化性樹脂を含浸させた不織布製のため、カット時にエッジが柔らかく引っ掛かりを防ぐ。
- フェルトパッドにははっ水効果があり速乾性に優れ快適性を維持。
- 高いX線透過性を備えているため、レントゲン撮影時の取り外しが不要。検査および治療時間を短縮。

品 番	JANコード	種 類	製品規格(幅×長さ)	1 箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
194502	4946452066620	2号	5.0cm × 4.5m	1 ロール	¥27,500
194503	4946452066637	3号	7.5cm × 4.5m	1 ロール	¥31,900
194504	4946452066644	4号	10.0cm × 4.5m	1 ロール	¥34,100
194505	4946452066651	5号	12.5cm × 4.5m	1 ロール	¥39,600
194506	4946452066668	6号	15.0cm × 4.5m	1 ロール	¥47,300

ギプス包帯／一般医療機器  
医療機器届出番号：13B2X10405000013  
製造販売業者：株式会社エスジーティー

ニールキャストF

ギブス


べたつきが少ない巻きやすさを重視したグラスファイバー製のキャストイングテープ。

主な用途

- 骨折、疾患のある関節又は疼痛のある捻挫の固定

主な特長

- 水硬化性樹脂を含浸させたグラスファイバー製の基布を使用。
- 巻き終わりの折り返しがなく最後まで巻きやすい。
- キャスト材の軸に穴をあけ、水が浸透しやすい仕様。



品 番	JANコード	種 類	製品規格(幅×長さ)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
197402	4946452063865	2号	5.0cm×3.6m	10巻	¥4,400
197403	4946452063872	3号	7.5cm×3.6m	10巻	¥5,300
197404	4946452063889	4号	10.0cm×3.6m	10巻	¥7,100
197405	4946452063896	5号	12.5cm×3.6m	10巻	¥8,800

ギブス包帯／一般医療機器  
医療機器届出番号：13B2X00187000042

ニールキャストP

ギブス

べたつきが少ない巻きやすさを重視したポリエステル製のキャストイングテープ。

主な用途

- 骨折、疾患のある関節又は疼痛のある捻挫の固定

主な特長

- 水硬化性樹脂を含浸させたポリエステル製の基布を使用。X線透過性が高くキャスト材を装着したままでレントゲン撮影が可能。
- 巻き終わりの折り返しがなく最後まで巻きやすい。
- キャスト材の軸に穴をあけ、水が浸透しやすい仕様。



品 番	JANコード	種 類	製品規格(幅×長さ)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
197502	4946452063902	2号	5.0cm×3.6m	10巻	¥4,400
197503	4946452063919	3号	7.5cm×3.6m	10巻	¥5,300
197504	4946452063926	4号	10.0cm×3.6m	10巻	¥7,100
197505	4946452063933	5号	12.5cm×3.6m	10巻	¥8,800

ギブス包帯／一般医療機器  
医療機器届出番号：13B2X00187000043

ギプス包帯

デルタライト<sup>®</sup> プラス

ギプス

水硬化性樹脂を含浸させたグラスファイバー製のキャストイングテープ。




主な用途

- 骨折、疾患のある関節又は疼痛のある捻挫を固定

主な特長

- 水硬化性樹脂を含浸させたグラスファイバー製のキャストイングテープ。
- 高い固定力で患部をしっかり固定。



品 番	JANコード	種 類	製品規格(幅×長さ)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
600102	4042809579680	2号	5.0cm × 3.6m	10巻	¥7,200
600103	4042809287875	3号	7.5cm × 3.6m	10巻	¥8,520
600104	4042809287882	4号	10.0cm × 3.6m	10巻	¥11,160
600105	4042809287899	5号	12.5cm × 3.6m	10巻	¥13,800

ギプス包帯／一般医療機器  
医療機器届出番号：13B2X10405000020  
製造販売業者：株式会社エスジーティー

ギプス包帯

デルタキャスト<sup>®</sup> エリート

ギプス

柔軟性があり操作性に富んだポリエステル製のキャストイングテープ。



主な用途

- 骨折、疾患のある関節又は疼痛のある捻挫の固定

主な特長

- 水硬化性樹脂を含浸させたポリエステル製のキャストイングテープ。
- ポリエステル製の基布のため、エッジがソフト。
- X線透過性に優れ、装着したままレントゲン撮影が可能。
- 柔軟性に富んだ操作性。



品 番	JANコード	種 類	製品規格(幅×長さ)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
600202	4042809579642	2号	5.0cm × 3.6m	10巻	¥7,200
600203	4042809579659	3号	7.5cm × 3.6m	10巻	¥8,520
600204	4042809579666	4号	10.0cm × 3.6m	10巻	¥11,160
600205	4042809579673	5号	12.5cm × 3.6m	10巻	¥13,800

ギプス包帯／一般医療機器  
医療機器届出番号：13B2X10405000022  
製造販売業者：株式会社エスジーティー

ギプス包帯

デルタキャスト® コンフォーマブル

ギプス

通気性の高い洗えるキャストイングテープ。



- 主な用途
- 骨折、疾患のある関節又は疼痛のある捻挫の固定
- 主な特長
- 水硬化性樹脂を含浸させたポリエステルニット生地を使用したキャストイングテープ。
  - 弾性ポリエステル繊維と3Dニット構造で患部にぴったりフィット。
  - X線透過性が高く、装着したままレントゲン撮影が可能。
  - 高い通気性でムレを軽減。
  - ギプス用はさみで取り外し可能(3～4層以上はギプスカッターを使用してください)。
  - デルタドライ®ソフトライナー(下巻きチューブ包帯)を併用することで、手洗い、シャワー、入浴、水泳などが可能。



品 番	JANコード	種 類	製品規格(幅×長さ)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
7228031	4042809592146	2号	5.0cm×3.6m	10巻	¥8,250
7228032	4042809592153	3号	7.5cm×3.6m	10巻	¥9,900
7228033	4042809592160	4号	10.0cm×3.6m	10巻	¥13,200
7228034	4042809592177	5号	12.5cm×3.6m	10巻	¥15,400

ギプス包帯／一般医療機器  
医療機器届出番号：13B2X10405000021  
製造販売業者：株式会社エスジーティー

ギプス包帯

スペシャリスト® エクストラファスト

ギプス

低発熱性、耐水性、高い強度の石膏ギプス包帯。



- 主な用途
- 骨折、疾患のある関節又は疼痛のある捻挫の固定
- 主な特長
- 焼石膏をメッシュ状のガーゼ基布に塗布したロール形状のギプス包帯。
  - 独自の配合と製法によって、天然石膏剤をガーゼ基布に均等にコーティングして接着。この配合により石膏剤のロスを最小限に抑えるとともに、高い強度で滑らかなギプスに仕上げる。
  - 低発熱性、耐水性、高い強度を持ち硬化時間が短い。

品 番	JANコード	種 類	製品規格(幅×長さ)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
600702	4042809161755	2号	5.0cm×2.7m	12巻	¥3,900
600703	4042809161779	3号	7.5cm×2.7m	12巻	¥4,320
600704	4042809161793	4号	10.0cm×4.5m	12巻	¥5,400

ギプス包帯／一般医療機器  
医療機器届出番号：13B2X10405000024  
製造販売業者：株式会社エスジーティー

骨折マネジメント

アイシング

サポーター

衛生材料

静脈還流関連製品

プレストケア製品

計測・測定装置

トレーニング機器

リハビリ・トレーニング機器

超音波画像診断装置

ギプス包帯

ハイブリッドシーネ リスト

ギプス

ギプスシーネとサポーターの機能を掛け合わせた手関節専用ギプス包帯。固定力と快適性を両立させました。



主な用途

- 手関節および前腕部の固定

主な特長

- ギプスシーネと手関節用のシーネホルダーをセットし、ギプスの固定力とサポーターの機能を掛け合わせたギプス包帯。スピーディーなギプス処置が可能。
- ギプスシーネは、水硬化性樹脂を含浸させたポリエステル製の不織布を使用。患部にフィットしてしっかり固定。
- 手のひら側にギプスシーネ、甲側・小指側にアルミ製のステーを装備。手関節の掌背屈・回内外・尺屈の動きを制限し、患部をしっかり固定。
- 把持運動がしやすく、日常生活の動きを妨げない設計。
- ショートタイプとロングタイプを用意。



タイプ	品番	JANコード	種類	適用範囲(手首周囲)	参考値(前腕最大周囲)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
ショートタイプ	198301	4946452065913	右S	12.5cm ~ 14.5cm	—	1コ	¥4,800
	198302	4946452065920	右M	14.5cm ~ 16.5cm	—	1コ	¥4,800
	198303	4946452065937	右L	16.5cm ~ 19.0cm	—	1コ	¥4,800
	198311	4946452065944	左S	12.5cm ~ 14.5cm	—	1コ	¥4,800
	198312	4946452065951	左M	14.5cm ~ 16.5cm	—	1コ	¥4,800
	198313	4946452065968	左L	16.5cm ~ 19.0cm	—	1コ	¥4,800
ロングタイプ	198401	4946452065975	右S	12.5cm ~ 14.5cm	19.5cm ~ 21.8cm	1コ	¥5,900
	198402	4946452065982	右M	14.5cm ~ 16.5cm	21.8cm ~ 25.0cm	1コ	¥5,900
	198403	4946452065999	右L	16.5cm ~ 19.0cm	25.0cm ~ 27.5cm	1コ	¥5,900
	198411	4946452066002	左S	12.5cm ~ 14.5cm	19.5cm ~ 21.8cm	1コ	¥5,900
	198412	4946452066019	左M	14.5cm ~ 16.5cm	21.8cm ~ 25.0cm	1コ	¥5,900
	198413	4946452066026	左L	16.5cm ~ 19.0cm	25.0cm ~ 27.5cm	1コ	¥5,900

ギプス包帯／一般医療機器  
医療機器届出番号：13B2X00187000046

※手首周囲（一番細いところ）に合わせて選んでください。

ハイブリッドシーネ サムスパイカ

ギプス

母指・手関節専用のギプス包帯。専用シーネとシーネホルダーでスピーディーなギプス処置が可能。




主な用途

- 母指および手関節の固定

主な特長

- 専用シーネをシーネホルダーにセットし装着するだけでスピーディーなギプス処置が可能。
- 掌側に専用シーネ、甲側にアルミ製のステーを配置し、母指の内転、外転および手関節の掌屈、背屈の動きを制限。
- 母指は固定しつつ母指以外のMP関節の可動域を妨げない形状。
- シーネホルダーはオープンタイプで母指を曲げずに着脱可能。手の形状を問わず痛みのある状態でも装着しやすいデザインで患者様の負担を軽減。
- 専用シーネは予めフィットしやすい形状にカットされて不織布カバーに覆われているため、加工が不要で手が汚れることなくスムーズに処置が可能。



品 番	JANコード	種 類	適用範囲(手首周囲)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
198602	4946452077244	右M	13cm～16cm	1コ	¥7,000
198603	4946452077251	右L	16cm～19cm	1コ	¥7,000
198612	4946452077268	左M	13cm～16cm	1コ	¥7,000
198613	4946452077275	左L	16cm～19cm	1コ	¥7,000

ギプス包帯 / 一般医療機器

医療機器届出番号：13B2X00187000049

※手首周囲（一番細いところ）に合わせて選んでください。

ギプス包帯

ハイブリッドシーネ スパイン

ギプス

体幹前面のギプスシーネで前屈動作を制限。スピーディーな処置が可能な体幹部専用ギプス包帯。




主な用途

- 脊椎の骨折などにおける体幹部の固定

主な特長

- 体幹部専用のシーネホルダーにギプスシーネをセットし装着するだけでスピーディーなギプス処置が可能。  
立位での装着のため、成形時に体勢の変更が少なく患者様の負担を軽減。
- 胸部から上前腸骨棘までの体幹前面をギプスシーネで固定し前屈動作を制限。
- 操作性に配慮したデザイン設計。成形後はシーネホルダーに頭と腕を通してストラップをとめるだけで装着可能。
- 背面にはメッシュ素材を使用し装着時のムレを軽減。たるみ防止に薄手の樹脂ステーを内蔵。
- 背面をシーネやキャストで固定していないため背部の違和感を軽減し、装着感を考慮した設計。



ギプスシーネ

品 番	JANコード	種 類	適用範囲 (上前腸骨棘～腋窩の高さ)	適用参考値(胸囲)	1 箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
198501	4946452072843	S	24cm ～ 29cm	70cm ～ 100cm	1 コ	¥17,000
198502	4946452072850	M	29cm ～ 34cm	75cm ～ 105cm	1 コ	¥17,000
198503	4946452072867	L	34cm ～ 40cm	80cm ～ 110cm	1 コ	¥17,000

ギプス包帯 / 一般医療機器  
医療機器届出番号：13B2X00187000048

※ 上前腸骨棘～腋窩の高さに合わせて選んでください。胸囲は腋窩の高さで計測してください。  
計測値が2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。  
※ 本品はサイズごとに丈が異なります。処方前に前面パーツを体に当て、上端が胸部にかかっているか、腋窩への当たりがないかを確認してください。

ハイブリッドシーネ ニー

ギプス

ギプスシーネと膝関節固定帯の機能を掛け合わせた膝関節専用ギプス包帯。






主な用途

- 膝関節の骨折、膝関節の靱帯損傷、膝関節の手術後における膝関節の固定

主な特長

- ギプスシーネと膝関節用のシーネホルダーをセットし、ギプスの固定力と着脱の簡便性を両立した膝関節専用のギプス包帯。スピーディーに膝関節のギプス処置が可能。
- セットのギプスシーネはグラスファイバー製の「ニールスプリントF」プリカットタイプ4号A(LLは5号)。患部に合わせてしっかりホールド。
- 伸展タイプと屈曲タイプの2種類を用意。
- 伸展タイプ、屈曲タイプとも両サイドに軽量で強度の高いアルミ製のステーを装備。
- シーネホルダーはクッション性やフィット性を高め、装着感を考慮した設計。



タイプ	品 番	JANコード	種 類	適用範囲(大腿周囲)	適用参考値(大腿長)	製品丈	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
伸展タイプ	198001	4946452063940	S	35cm～41cm	26cm以上	48cm	1コ	¥10,000
	198002	4946452063957	M・L	41cm～53cm	26cm以上	48cm	1コ	¥10,000
	198004	4946452063964	L L	53cm～65cm	26cm以上	48cm	1コ	¥10,000
屈曲タイプ	198101	4946452063971	S	35cm～41cm	26cm以上	48cm	1コ	¥10,000
	198102	4946452063988	M・L	41cm～53cm	26cm以上	48cm	1コ	¥10,000
	198104	4946452063995	L L	53cm～65cm	26cm以上	48cm	1コ	¥10,000

※大腿周囲に合わせて選んでください。大腿周囲は膝蓋骨より10cm上を計測してください。  
※大腿長は参考値です。大腿長は膝蓋骨中心から股のつけ根までの長さを計測してください。

ギプス包帯／一般医療機器  
医療機器届出番号：13B2X00187000045

骨折マネジメント

アイシング

サポーター

衛生材料

静脈遠流関連製品

プレストケア製品

計測・測定装置

リハビリ・トレーニング機器

超音波画像診断装置

ギプス包帯

## ハイブリッドシーネ アンクル

ギプス

ギプスシーネとサポーターの機能を掛け合わせた足関節専用ギプス包帯。固定力と快適性を両立させました。



### 主な用途

- 足関節の靭帯損傷、足関節の術後における足関節の固定

### 主な特長

- ギプスシーネと足関節用のシーネホルダーをセットし、ギプスの固定力とサポーターの機能を掛け合わせたギプス包帯。スピーディーなギプス処置が可能。
- ギプスシーネは、水硬化性樹脂を含浸させたポリエステル製の不織布を使用。患部にフィットしてしっかり固定。
- ギプスシーネとシーネホルダー全体で足関節をサポート。フロントオープンタイプで受傷後の腫脹がある足関節でもしっかりフィット。
- ストラップを距骨前面でクロスさせ、前方動揺性を抑制。また、両サイドのギプスシーネを連結させ、サポート力を高めるヒールストラップ付き。
- 全体的にかさばりの少ないデザインと薄い素材で靴が履きやすい仕様。



品番	JANコード	種類	適用範囲(ヒール囲)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
198201	4946452065883	S	27cm ~ 30cm	1コ	¥6,800
198202	4946452065890	M	30cm ~ 33cm	1コ	¥6,800
198203	4946452065906	L	33cm ~ 36cm	1コ	¥6,800

※ヒール囲(かかとと足首前方を通る周囲)に合わせて選んでください。

ギプス包帯／一般医療機器  
医療機器届出番号：13B2X00187000047

ギプス包帯

## オルソグラス® アンクル

ギプス

急性期の患部固定、圧迫から回復期の内・外反抑制までオールラウンドで利用できる足関節専用ギプス包帯。



### 主な用途

- 骨折、疾患のある関節又は疼痛のある捻挫の固定

### 主な特長

- 芯材は、水硬化性ポリウレタン樹脂を含浸させた7層のグラスファイバー製(果部は9層で強度増)。
- 付属の弾力包帯を使用して足関節の形状に合わせて成形することで患部をしっかり固定。
- 肌に触れる面は柔らかく通気性のある有孔フォームパッドで快適な使用感。
- 必要に応じてU字パッドを両サイドに配置して患部を圧迫。
- 足底部にあるストラップによりサイズの調節が可能。
- Dリングストラップを調整することで固定力の調整が可能。
- 装着したままスニーカーなどの靴を履くことが可能。


品番	JANコード	種類	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
195101	4042809316247	フリー	1セット	¥8,580

ギプス包帯／一般医療機器  
医療機器届出番号：13B2X10405000015  
製造販売業者：株式会社エスジーティー

アルミスプリント


副木

手、足趾などの固定に。形状とサイズが豊富なスプリント。



主な用途  
● 骨折や挫傷などの固定

主な特長  
● アルミ合金板とウレタンフォームのクッション材が一体となった副子。  
● クッション材が患部への衝撃を和らげ、快適な使用感。  
● 指などの小さな部位に合わせて形状やサイズを選択可能。  
● 患部に合わせて折り曲げられ、しっかり保護、固定が可能。



カエル型



板状



スプーン型

形 状	品 番	JANコード	種 類	製品規格(厚み×幅×長さ)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
カエル型	5001	4946452050018	8A	1.0mm × 57mm	6枚	¥1,200
	5002	4946452050025	8B	1.0mm × 70mm	6枚	¥1,200
板状	5005	4946452050056	10A	1.5mm × 13mm × 197mm	12枚	¥1,980
	5006	4946452050063	10B	1.5mm × 13mm × 400mm	6枚	¥1,200
	5009	4946452050094	12A	1.5mm × 18mm × 197mm	12枚	¥1,980
	5010	4946452050100	12B	1.5mm × 18mm × 400mm	6枚	¥1,200
	5012	4946452050124	13B	1.5mm × 25mm × 400mm	6枚	¥1,200
	5014	4946452050148	2B	1.5mm × 50mm × 400mm	6枚	¥3,900
	5015	4946452050155	15	1.0mm × 20mm × 40mm	12枚	¥1,980
スプーン型	5016	4946452050162	16	1.0mm × 20mm × 67mm	12枚	¥1,980
	5017	4946452050179	17	1.0mm × 20mm × 95mm	6枚	¥1,200
	5018	4946452050186	18	1.0mm × 20mm × 150mm	6枚	¥1,200

単回使用パッド入り副木／一般医療機器  
医療機器届出番号：13B2X00187000022

骨折マネジメント

アイシング

サポーター

衛生材料

静脈遠流関連製品

プレストケア製品

計測・測定装置

リハビリ・トレーニング機器


超音波画像診断装置

副木材料 / 単回使用パッド入り副木

シグマックスソフトスプリント

副木

クッション材が一体になったパッド付き副木。



主な用途

- 骨折や捻挫などの固定

主な特長

- 必要な位置で折り曲げて装着可能。
- 亜鉛メッキ鉄線をウレタンフォームのクッション材で包み込み、肌に凹凸感を感じさせず、カバーも不要。
- 肌に触れる面は吸湿性と肌ざわりの良い素材を使用。
- 患部に合わせて適当なサイズ選択が可能。

品 番	JANコード	種 類	製品規格(幅×長さ)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
5499	4946452054993	5S	4.5cm × 21.5cm	6本	¥4,080 (1本¥680)
5500	4946452055006	4S	4.5cm × 32.0cm	6本	¥4,080 (1本¥680)
5501	4946452055013	3S	6.0cm × 41.0cm	6本	¥4,080 (1本¥680)
5502	4946452055020	SS	7.0cm × 51.0cm	6本	¥4,080 (1本¥680)
5503	4946452055037	S	8.0cm × 63.0cm	6本	¥4,080 (1本¥680)
5504	4946452055044	M	9.0cm × 72.0cm	6本	¥5,700 (1本¥950)
5505	4946452055051	L	10.0cm × 83.0cm	6本	¥5,700 (1本¥950)



単回使用パッド入り副木／一般医療機器  
医療機器届出番号：13B2X00187000021

※上肢用…5S、4S、3S、SS、S  
※下肢用…M、L

手・指用副木

ヘバーデンリング

錫の曲がる特性を生かした固定リング。手指の第一関節に合わせて曲げて固定。



主な用途


- 手指の第一関節の固定

主な特長

- 手指の第一関節に装着して固定することが可能。
- 錫の「曲がる」という特性を生かした製品。
- 手指の太さや変形に合わせて適宜調整することが可能。
- 水に濡れてもそのまま使用できる。

<サイズ選定について>

試着を行ってサイズを選んでください。  
試着によるサイズ確認が難しい場合は、手指の第一関節の周囲をメジャーなどで測り各サイズの製品幅に近いサイズを選んでください。  
第一関節の周囲よりも少し大きい（+ 2 ～ 3mm程度）サイズを推奨しています。



品 番	JANコード	種 類	製品規格(幅)	製品規格(厚み)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
605301	4946452074472	3 S	42.0mm ± 0.5	1.4mm ± 0.2	1コ	¥3,600
605302	4946452074489	S S	48.5mm ± 0.5	1.7mm ± 0.2	1コ	¥3,600
605303	4946452074496	S	55.0mm ± 0.5	1.7mm ± 0.2	1コ	¥3,600
605304	4946452074502	M	57.0mm ± 0.5	1.7mm ± 0.2	1コ	¥3,600
605305	4946452074519	L	62.0mm ± 0.5	1.7mm ± 0.2	1コ	¥3,600

手・指用副木／一般医療機器  
医療機器届出番号：13B2X00187000020

※第一関節の動きが大きい親指（母指）での使用は、作業中などにリングが抜ける頻度が高いため推奨しておりません。

# ストッキネットホワイト

ポリエステル製で通気性に優れたソフトな肌ざわり。



- 主な用途**
- ギプス用下巻きチューブ包帯、ギプスベッドカバー、頭部・腹部の包帯など
- 主な特長**
- 患部全体を保護し圧迫感のないソフトな肌ざわり。
  - 通気性や水切り性に優れたポリエステル素材を採用。
  - 両端を折り返すことで装着後のたるみを防止。
  - 副木のカバーとしても使用可能。汚れを防ぎ、器具の肌あたりを軽減。
  - 滅菌が可能(オートクレーブ、EOG)。

品 番	JANコード	種 類	製品規格(幅×長さ)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
13002	4946452130024	2号上肢・小児の足	5.1cm×23m	1巻	¥2,860
13003	4946452130031	3号上肢・下腿	7.6cm×23m	1巻	¥3,960
13004	4946452130048	4号下腿・小児頭部	10.2cm×23m	1巻	¥5,060
13005	4946452130055	5号大腿・頭部・体幹(小児)	13.7cm×23m	1巻	¥6,160
13008	4946452130086	8号体幹・ギプスベッドカバー	20.3cm×23m	1巻	¥8,360

# シグマックスストッキネット

コットンを使用したギプス用下巻きチューブ包帯。



- 主な用途**
- ギプス用下巻きチューブ包帯、ギプスベッドカバー、頭部・腹部の包帯など
- 主な特長**
- 吸湿性に優れたソフトな肌ざわりの高品質の純綿糸を使用。
  - 両端を折り返すことで装着後のたるみを防止。
  - 副木のカバーとしても使用可能。汚れを防ぎ、器具の肌あたりを軽減。
  - 石膏ギプスにも使用可能。
  - 滅菌が可能(オートクレーブ、EOG)。

品 番	JANコード	種 類	製品規格(幅×長さ)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
11002	4946452110026	2号上肢・小児の足	5.1cm×23m	1巻	¥2,860
11003	4946452110033	3号上肢・下腿	7.6cm×23m	1巻	¥3,960
11004	4946452110040	4号下腿・小児頭部	10.2cm×23m	1巻	¥5,060
11005	4946452110057	5号大腿・頭部・体幹(小児)	13.7cm×23m	1巻	¥6,160
11008	4946452110088	8号体幹・ギプスベッドカバー	20.3cm×23m	1巻	¥8,360

ギプス用下巻き包帯

アンダーラップホワイト

通気性と水切り性に優れたポリエステル製の下巻き材。



主な用途

- ギプスの下巻き、クッション材料

主な特長

- 手で簡単にカットができてスピーディーな処置が可能。
- ムレにくい通気性と水切り性に優れたポリエステル製。
- 柔軟性があり、巻きやすく、よじれやズレを防止。
- 適度なクッション性が患部をやさしく保護。
- 滅菌が可能(オートクレーブ、EOG)。

品 番	JANコード	種 類	製品規格(幅×長さ)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
1402	4946452014027	2裂	15.0cm × 3.6m	12巻	¥4,400
1403	4946452014034	3裂	10.0cm × 3.6m	18巻	¥4,400

ギプス用下巻き包帯

ブルーラップ

ムレにくいレーヨンを使用した下巻き材。



主な用途

- ギプスの下巻き、クッション材料

主な特長

- 吸湿性に優れたレーヨンを使用しているためギプス内のムレを軽減。
- 綿ぼこり、ほつれが生じにくく、手で簡単にカット可能。
- 適度なクッション性が患部をやさしく保護。
- ギプスカットの目印になるブルー色を採用。
- 滅菌が可能(オートクレーブ、EOG)。

品 番	JANコード	種 類	製品規格(幅×長さ)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
2502	4946452025023	2裂	15.0cm × 4.5m	12巻	¥3,000
2503	4946452025030	3裂	10.0cm × 4.5m	18巻	¥3,000
2504	4946452025047	4裂	7.5cm × 4.5m	24巻	¥3,000

デルタドライ® ソフトライナー

耐水パッド付き下巻きチューブ包帯。シャワーや水泳なども可能で衛生的に使用できる。



主な用途

- ギプス用下巻き包帯

主な特長

- 耐水パッド付き下巻き包帯。石けんでギプスを洗うことができるため衛生的。
- メッシュ構造で高排水力、高蒸発力。
- 自然乾燥で60～90分、冷風ドライヤーで10分で乾燥。
- 高い通気性でムレを抑える。 ●皮膚のふやけ、かゆみ、においを低減。
- 材質の組み合わせにより実現された柔らかいクッションと快適なつけ心地。

品 番	JANコード	種 類	製品規格(幅×長さ)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
7277901	4042809466928	1号	2.5 cm × 10.0 m	1ロール	¥7,200
7277902	4042809466942	2号	5.0 cm × 10.0 m	1ロール	¥9,350
7277903	4042809466966	3号	7.5 cm × 10.0 m	1ロール	¥11,550
7277904	4042809466980	4号	10.0 cm × 10.0 m	1ロール	¥14,300
7277905	4042809467017	5号	12.5 cm × 10.0 m	1ロール	¥17,600

※骨が突出している部分や神経が通る箇所などは二重にして装着しクッション性を持たせて使用。  
※使用するキャスト材により排水性、耐水性が異なります。本製品はすべてのキャストについて排水性、耐水性を保証するものではありません。

腕つり

シグマックスアームスリング

一人でも簡単装着。安定した患部の保持・安静に。



主な用途

- 上肢の安静保持・保護

主な特長

- 腕をスリングに入れ、バックルをとめるだけの簡単装着。
- お子様向けに子供用サイズを用意。

品 番	JANコード	種 類	適用参考値(前腕長)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
601901	4946452032007	一般用	20cm～30cm	1コ	¥1,100
601902	4946452032014	子供用	～20cm	1コ	¥1,100

※前腕長は、肘頭から手首までの長さを計測してください。

シャワーカバー

シグマックス シャワーカバー

ギプスや副木で固定した部位をシャワーなどの水濡れから保護する防水カバー。



- 主な用途**
- シャワー浴時のギプス・副木などの水濡れ防止
- 主な特長**
- 固定部位をカバーし水濡れから保護。
  - 開口部を広げ、腕や脚を入れるだけなので装着が簡単。
  - 繰り返し使用できるため経済的。



品 番	JANコード	種 類	適用範囲	開口部径	リング内径	1 箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
602300	4946452076490	腕	フリーサイズ	約5cm	約17cm	1コ	¥1,600
602310	4946452076506	膝下	フリーサイズ	約5cm	約17cm	1コ	¥1,600
602320	4946452076513	股下	フリーサイズ	約11cm	約23cm	1コ	¥2,220

ギプスウォーカー

キャストブーツ

船底型ソールで歩きやすく、着脱簡単な軽量シューズ。



- 主な用途**
- 足関節をギプス・副木などで固定した際の水濡れ・汚損の防止
- 主な特長**
- 船底型ソールにより歩行しやすく、着脱簡単な面ファスナーを採用。
  - 滑りにくいストライプ加工、3層構造により足への負担も軽減。
  - 水濡れの防水性に優れ、汚れても簡単に手洗い可能。

品 番	JANコード	種 類	適用範囲(靴サイズ)	製品規格(ヨコ幅×タテ幅)	1 箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
6014	4946452460145	S	19cm～22cm	11.0cm×24.5cm	1コ	¥2,800
6015	4946452460152	M	22cm～25cm	12.5cm×26.5cm	1コ	¥2,800
6016	4946452460169	L	25cm～28cm	13.5cm×31.0cm	1コ	¥2,800

キャスト関連製品

スプリント用はさみ

スプリント材用のはさみ。



- 主な用途**
- スプリント材のカットなど
- 主な特長**
- ロールタイプのスプリント材(ニールスプリントF、ニールスプリントSPやオルソグラス®Ⅱなど)をカット。

品 番	JANコード	1 箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
229000	4946452058984	1丁	¥3,000


※ロールタイプのスプリント材のカット用です。硬化後のスプリント材のカットには使用できません。

# キャストソーCC6

人間工学に基づいた機能的なグリップデザイン。



〈セット内容〉  
ハンドピース、パワーサプライ、CC6 ブレード 2枚、  
ブレードレンチ



主な用途

- ギブスを形成する石膏又は合成材料を切断

主な特長


- グリップ性に優れ、最適なポジションをとれるようにデザインされたスムーズな形状。
- 優れた重量バランスにより、手首の疲れを軽減し、操作性を高める。
- 内部モータの振動を遮断する特殊設計のゴム製モータマウントで手元に伝わる振動とモータの動作音を低減。
- 2段階の速度設定が可能。動作音の静かな低速設定により患者様の不安感を軽減。

品 番	JANコード	1 箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
606101	4946452066675	1 セット	¥260,000

電動式ギブスカッタ／一般医療機器  
医療機器届出番号：13B2X10405000040  
製造販売業者：株式会社エスジーティー

別売品

## CC6 ブレード



品 番	606102
JANコード	4946452066682
1 箱入数	1 枚
メーカー希望小売価格(税別)	¥6,000

ギブスカッタ用刃／一般医療機器  
医療機器届出番号：13B2X10405000041  
製造販売業者：株式会社エスジーティー

## CC6 丸刃ブレード



品 番	606103
JANコード	4946452066699
1 箱入数	1 枚
メーカー希望小売価格(税別)	¥6,000

ギブスカッタ用刃／一般医療機器  
医療機器届出番号：13B2X10405000042  
製造販売業者：株式会社エスジーティー

LINE UP

02

2025 GENERAL CATALOGUE

# アイシング



- 冷却療法用器具及び装置
- 冷却パック

# アイシングシステムCE4000Ⅱ

小型・軽量のコンパクトな冷却療法用装置



**〈セット内容〉**  
 本体、CE4000用ホース、電源コード、専用循環液、ドレンチューブ  
 ※冷却パッドは基本セットに含まれません。



固定カバー 股関節用      固定カバー 膝関節用 (小)      固定カバー 足関節用  
 ※別売品「アイシングパッドSPUスモール」と「固定カバー」装着のイメージ

## 別売品


### アイシングパッドSPUスモール



品番	561180
JANコード	4946452074021
1箱入数	10枚
メーカー希望小売価格(税別)	¥25,000


販売名: アイシングパッドSPU  
 冷却パックノ一般医療機器  
 医療機器届出番号: 13B2X00187000066

### 固定カバー 股関節用




品番	561172
JANコード	4946452074069
1箱入数	1枚
メーカー希望小売価格(税別)	¥10,000

### 固定カバー 膝関節用(大)



品番	561171
JANコード	4946452074052
1箱入数	1枚
メーカー希望小売価格(税別)	¥10,000

### アイシングパッドSPUノーマル



品番	561181
JANコード	4946452074038
1箱入数	10枚
メーカー希望小売価格(税別)	¥26,000

販売名: アイシングパッドSPU  
 冷却パックノ一般医療機器  
 医療機器届出番号: 13B2X00187000066

### 固定カバー 膝関節用(小)



品番	561170
JANコード	4946452074045
1箱入数	1枚
メーカー希望小売価格(税別)	¥10,000


### 固定カバー 足関節用



品番	561173
JANコード	4946452074076
1箱入数	1枚
メーカー希望小売価格(税別)	¥10,000

## 別売品

## CE4000用ユニバーサルパッドセット



## 〈セット内容〉

CE4000用ユニバーサルパッド、パッド固定用バンド、調整用面ファスナー、パッドコネクタカバー

品番	561119
JANコード	4946452051305
1箱入数	1セット
メーカー希望小売価格(税別)	¥14,000

冷却パック／一般医療機器  
医療機器届出番号：13B2X00187000065

## アイシングシステム専用パッド


## ユニバーサルパッド



品番	561111
JANコード	4946452003533
1箱入数	1枚
メーカー希望小売価格(税別)	¥8,000

販売名：アイシングシステム専用パッド  
冷却パック／一般医療機器  
医療機器届出番号：13B2X00187000060

## CE4000用ユニバーサルパッド付属品




## 〈セット内容〉

パッド固定用バンド、調整用面ファスナー、パッドコネクタカバー

品番	561120
JANコード	4946452051343
1箱入数	1セット
メーカー希望小売価格(税別)	¥4,000

## アイシングシステム専用パッド

## ユニバーサルパッドラージ



品番	561114
JANコード	4946452003557
1箱入数	1枚
メーカー希望小売価格(税別)	¥9,500

販売名：アイシングシステム専用パッド  
冷却パック／一般医療機器  
医療機器届出番号：13B2X00187000060

## エアーフィットユニット




## 〈セット内容〉

本体、エアーパッド、エアーパッド延長チューブ、ニカパーディスポ

品番	561156
JANコード	4946452051336
1箱入数	1セット
メーカー希望小売価格(税別)	¥60,000

## CE4000用パッドシート



品番	561132
JANコード	4946452051312
1箱入数	20枚
メーカー希望小売価格(税別)	¥7,000

## CE4000用ホース



品番	561153
JANコード	4946452051329
1箱入数	1本
メーカー希望小売価格(税別)	¥23,000

## 専用循環液




品番	561100
JANコード	4946452003526
1箱入数	1本
メーカー希望小売価格(税別)	¥2,500

## ホースカバー




品番	561121
JANコード	4946452003588
1箱入数	10枚
メーカー希望小売価格(税別)	¥5,800

## パッドカバー




品番	561122
JANコード	4946452003595
1箱入数	20枚
メーカー希望小売価格(税別)	¥9,000

## パッドカバーラージ



品番	561123
JANコード	4946452019138
1箱入数	10枚
メーカー希望小売価格(税別)	¥9,000

## エアーパッド



品番	561155
JANコード	4946452019121
1箱入数	1枚
メーカー希望小売価格(税別)	¥8,500

別売品

ニーカバーディスポ



品 番	561126
JANコード	4946452019107
1箱入数	10枚
メーカー希望小売価格(税別)	¥13,000

冷却パック

クライオカフ



主な用途

- 消炎鎮痛処置 (寒冷治療) を行う

主な特長

- クーラー (タンク) に入れた氷水を循環させることで患部を冷却。
- 重力による循環を利用したシンプル・簡単な操作性。
- アンクル、ニー、ショルダーの各関節専用カフをラインアップ。



●クライオカフ アンクルカフ

品 番	JANコード	種 類	適用範囲	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
259110	4946452023890	—	フリー	1枚	¥15,000

冷却パック / 一般医療機器  
医療機器届出番号：13B2X00187000062

●クライオカフ ニーカフ

品 番	JANコード	種 類	適用範囲(大腿周囲)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
259121	4946452023906	S	25cm ~ 50cm	1枚	¥15,000
259122	4946452023913	M	45cm ~ 60cm	1枚	¥15,000
259123	4946452023920	L	50cm ~ 80cm	1枚	¥15,000

冷却パック / 一般医療機器  
医療機器届出番号：13B2X00187000063

※膝上 15cm の大腿周囲を計測してください。

●クライオカフ ショルダーカフ

品 番	JANコード	種 類	適用範囲(胸囲)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
259133	4946452023937	—	81cm ~ 122cm	1枚	¥18,000
259134	4946452023944	XL	107cm ~ 137cm	1枚	¥18,000

冷却パック / 一般医療機器  
医療機器届出番号：13B2X00187000064

●クーラーチューブセット

品 番	JANコード	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
259000	4946452023876	1コ	¥14,000

●チューブ

品 番	JANコード	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
259001	4946452023883	1本	¥3,500

骨折マネジメント

アイシング

サポーター

衛生材料

静脈還流関連製品

プレストケア製品

計測・測定装置

リハビリ・  
トレーニング機器

超音波画像  
診断装置

LINE UP

03

2025 GENERAL CATALOGUE

# サポーター




- 腰部固定帯(マックスベルトシリーズ)
- 膝関節用サポーター(エクスエイド ニーシリーズ)
- 足関節用サポーター(エクスエイド アンクルシリーズ)
- 頸部固定帯(カラーキーパーシリーズ)
- 胸部固定帯(リブバンドシリーズ)
- 鎖骨固定帯
- 手首用サポーター
- 腰部・大腿部用サポーター
- 膝関節固定帯
- 保温・圧迫用サポーター
- ファシリエイドサポーターシリーズ

マックスベルト R1

アールワン

腰部/胸部  
頸部固定帯

補助ベルトなしのシンプルタイプ。



主な用途

- 腰部のサポート

主な特長

- 腰にフィットしやすいS字軽量ステー 2本内蔵。
- 補助ベルトがなく、サポーター本体を巻いてとめるだけのシンプル設計。
- 伸縮部分には肌触りのよい吸湿性素材を採用。



品 番	JANコード	種 類	適用範囲(胴囲)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
321101	4946452003632	S	65cm ~ 75cm	1コ	¥1,700
321102	4946452003649	M	75cm ~ 85cm	1コ	¥1,700
321103	4946452003656	L	85cm ~ 95cm	1コ	¥1,700
321104	4946452003663	LL	95cm ~ 105cm	1コ	¥1,700

※へその位置を目安に胴囲を計測してください。

マックスベルト R2

アールツー

腰部/胸部  
頸部固定帯

汎用性の高いスタンダードタイプ。




主な用途

- 腰部のサポート

主な特長

- 腰にフィットしやすいS字軽量ステー 2本内蔵。
- 圧迫力を補強する補助ベルト付き。
- 伸縮部分には肌触りのよい吸湿性素材を採用。
- 汎用性が高く S S から 4 L サイズまでサイズ展開も充実。



品 番	JANコード	種 類	適用範囲(胴囲)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
321200	4946452003670	SS	55cm ~ 65cm	1コ	¥1,800
321201	4946452003687	S	65cm ~ 75cm	1コ	¥1,800
321202	4946452003694	M	75cm ~ 85cm	1コ	¥1,800
321203	4946452003700	L	85cm ~ 95cm	1コ	¥1,800
321204	4946452003717	LL	95cm ~ 105cm	1コ	¥1,800
321205	4946452003724	3L	105cm ~ 115cm	1コ	¥1,800
321206	4946452003731	4L	115cm ~ 125cm	1コ	¥1,800

※へその位置を目安に胴囲を計測してください。

骨折マネジメント

アイシング

サポーター

衛生材料

静脈遠流関連製品

プレストケア製品

計測・測定装置

リハビリ・  
トレーニング機器

超音波画像  
診断装置


腰部固定帯(マックスベルト)

マックスベルト R3

アールスリー

腰部/胸部  
頸部固定帯

腰部全体を覆うしっかりサポートタイプ。





主な用途

- 腰部のサポート

主な特長

- 腰にフィットしやすいS字軽量ステー 4本内蔵。
- 圧迫力を補強する補助ベルト付き。
- 腰部を覆う本体の伸縮素材に厚みとコシのある生地を採用し、腰部をしっかりサポート。



品 番	JANコード	種 類	適用範囲(胴囲)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
321501	4946452064138	S	65cm ~ 75cm	1コ	¥2,300
321502	4946452064145	M	75cm ~ 85cm	1コ	¥2,300
321503	4946452064152	L	85cm ~ 95cm	1コ	¥2,300
321504	4946452064169	LL	95cm ~ 105cm	1コ	¥2,300
321505	4946452064176	3L	105cm ~ 115cm	1コ	¥2,300

※へその位置を目安に胴囲を計測してください。

腰部固定帯(マックスベルト)

マックスベルト me1

エムイーワン

腰部/胸部  
頸部固定帯

かさばらず丈の短い薄型タイプ。




主な用途

- 腰部のサポート

主な特長

- 適度な柔軟性を備えたプラスチックステーを2本内蔵。
- 通気性のある薄くかさばらないメッシュ素材を採用。
- 装着のしやすさを考慮した丈の短い形状。



品 番	JANコード	種 類	適用範囲(胴囲)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
322600	4946452064183	SS	55cm ~ 65cm	1コ	¥1,700
322601	4946452064190	S	65cm ~ 75cm	1コ	¥1,700
322602	4946452064206	M	75cm ~ 85cm	1コ	¥1,700
322603	4946452064213	L	85cm ~ 95cm	1コ	¥1,700
322604	4946452064220	LL	95cm ~ 105cm	1コ	¥1,700
322605	4946452064237	3L	105cm ~ 115cm	1コ	¥1,700

※へその位置を目安に胴囲を計測してください。

腰部固定帯(マックスベルト)

エムイーター  
マックスベルト me2

腰部/胸部  
頸部固定帯

固定力と装着感のバランスがとれた汎用性の高いメッシュタイプのスタンダードモデル。




主な用途

- 腰部のサポート

主な特長

- 腰にフィットしやすいS字軽量ステーを2本内蔵。
- 圧迫力を補強する補助ベルト付き。
- 背部には硬質メッシュ素材、側部には伸縮メッシュ素材を採用。ムレにくく快適な装着感。



品番	JANコード	種類	適用範囲(胴囲)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
322200	4946452003823	SS	55cm ~ 65cm	1コ	¥1,800
322201	4946452003830	S	65cm ~ 75cm	1コ	¥1,800
322202	4946452003847	M	75cm ~ 85cm	1コ	¥1,800
322203	4946452003854	L	85cm ~ 95cm	1コ	¥1,800
322204	4946452003861	LL	95cm ~ 105cm	1コ	¥1,800
322205	4946452003878	3L	105cm ~ 115cm	1コ	¥1,800
322206	4946452003885	4L	115cm ~ 125cm	1コ	¥1,800
322207	4946452058991	5L	125cm ~ 135cm	1コ	¥1,800


※へその位置を目安に胴囲を計測してください。

腰部固定帯(マックスベルト)

エムイーター エイチシー  
マックスベルト me2 HC

腰部/胸部  
頸部固定帯

製品全体で腰部をしっかりサポートするコンパクトなメッシュタイプ。



主な用途

- 腰部のサポート

主な特長

- 背部には2本のS字軽量ステーを配置。弊社従来品のS字軽量ステーと比べて厚く、強度をアップしたステーを採用。
- 補助ベルトはパワーの強いゴムを採用し、圧迫力を向上。
- 前合わせ部と背部に硬質メッシュ素材を採用し腰部をしっかりサポート。
- 背当て部の丈の短いコンパクト設計。
- 前合わせ部にループを付け引っ張りやすい形状。



品番	JANコード	種類	適用範囲(胴囲)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
322700	4946452064060	SS	55cm ~ 65cm	1コ	¥1,800
322701	4946452064077	S	65cm ~ 75cm	1コ	¥1,800
322702	4946452064084	M	75cm ~ 85cm	1コ	¥1,800
322703	4946452064091	L	85cm ~ 95cm	1コ	¥1,800
322704	4946452064107	LL	95cm ~ 105cm	1コ	¥1,800
322705	4946452064114	3L	105cm ~ 115cm	1コ	¥1,800
322706	4946452064121	4L	115cm ~ 125cm	1コ	¥1,800

※へその位置を目安に胴囲を計測してください。

※サポーター、各種固定帯のサイズ計測値が2サイズのさかいになった場合は、特に記載のない限り、大きい方のサイズを選んでください。

骨折マネジメント

アイシング

サポーター

衛生材料

静脈遠流関連製品

プレストケア製品

計測・測定装置

トレーニング機器

超音波画像  
診断装置

## 腰部固定帯(マックスベルト)

## マックスベルト me black

腰部/胸部  
頸部固定帯

スポーティなブラックのメッシュタイプ。





## 主な用途

- 腰部のサポート

## 主な特長

- 腰にフィットしやすいS字軽量ステーを2本内蔵。
- 圧迫力を補強する補助ベルト付き。
- 背当て部と前合わせ部に硬質メッシュ素材を採用し、腰部をしっかりサポート。
- 製品全体にメッシュ素材を使用し、ムレにくく爽やかな装着感。
- スポーティなブラック色。



※へその位置を目安に胴囲を計測してください。

品番	JANコード	種類	適用範囲(胴囲)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
322400	4946452048428	SS	55cm ~ 65cm	1コ	¥1,800
322401	4946452048435	S	65cm ~ 75cm	1コ	¥1,800
322402	4946452048442	M	75cm ~ 85cm	1コ	¥1,800
322403	4946452048459	L	85cm ~ 95cm	1コ	¥1,800
322404	4946452048466	LL	95cm ~ 105cm	1コ	¥1,800
322405	4946452048473	3L	105cm ~ 115cm	1コ	¥1,800
322406	4946452048480	4L	115cm ~ 125cm	1コ	¥1,800

## 腰部固定帯(マックスベルト)

## マックスベルト me3

腰部/胸部  
頸部固定帯

背面立体構造でフィット性のよいしっかりサポートタイプ。




## 主な用途

- 腰部のサポート

## 主な特長

- 腰にフィットしやすいS字軽量ステーを2本内蔵。
- 圧迫力を補強する補助ベルト付き。
- 背部には立体裁断した硬質メッシュ素材を採用し、腰部にフィットしやすい形状でホールド感を高めている。
- 前合わせ部の幅が広く、腰部全体を覆うしっかりサポートタイプ。



※へその位置を目安に胴囲を計測してください。

品番	JANコード	種類	適用範囲(胴囲)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
322300	4946452003892	SS	55cm ~ 65cm	1コ	¥2,300
322301	4946452003908	S	65cm ~ 75cm	1コ	¥2,300
322302	4946452003915	M	75cm ~ 85cm	1コ	¥2,300
322303	4946452003922	L	85cm ~ 95cm	1コ	¥2,300
322304	4946452003939	LL	95cm ~ 105cm	1コ	¥2,300
322305	4946452003946	3L	105cm ~ 115cm	1コ	¥2,300
322306	4946452003953	4L	115cm ~ 125cm	1コ	¥2,300
322307	4946452061434	5L	125cm ~ 135cm	1コ	¥2,300

マックスベルト <sup>エスイー</sup> se

腰部/胸部  
類部固定帯

腰部全体を覆い、骨盤部分も圧迫するしっかりサポートタイプ。




主な用途

- 腰部のサポート

主な特長

- 腰にフィットしやすいS字軽量スチーを2本内蔵。
- 圧迫力を補強する補助ベルトと骨盤部分を圧迫する骨盤ベルトを装備。補助ベルトは伸縮性のあるゴム、骨盤ベルトは非伸縮性の生地を採用。
- ムレにくい通気性素材を採用。
- サポーター全体で腰部全体をカバー。前合わせ部は胃への圧迫を軽減するよう設計された形状でしっかりサポート。



品 番	JANコード	種 類	適用範囲(胴囲)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
324001	4946452003960	S	65cm ~ 75cm	1コ	¥2,300
324002	4946452003977	M	75cm ~ 85cm	1コ	¥2,300
324003	4946452003984	L	85cm ~ 95cm	1コ	¥2,300
324004	4946452003991	LL	95cm ~ 105cm	1コ	¥2,300
324005	4946452004004	3L	105cm ~ 115cm	1コ	¥2,300

※へその位置を目安に胴囲を計測してください。

マックスベルト <sup>ショート</sup> SHORT

腰部/胸部  
類部固定帯

骨盤部分を圧迫する丈の短いコンパクトタイプ。




主な用途

- 腰部のサポート

主な特長

- サポーター本体と非伸縮素材の骨盤ベルトで骨盤部分を圧迫。
- ムレにくい通気性素材を採用。
- サイズごとに設計を変更し、長時間でも装着しやすい形状。



品 番	JANコード	種 類	適用範囲(下腹囲)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
324101	4946452004011	S	75cm ~ 83cm	1コ	¥1,800
324102	4946452004028	M	83cm ~ 91cm	1コ	¥1,800
324103	4946452004035	L	91cm ~ 99cm	1コ	¥1,800
324104	4946452004042	LL	99cm ~ 107cm	1コ	¥1,800
324105	4946452004059	3L	107cm ~ 115cm	1コ	¥1,800

※下腹囲（上前腸骨棘の位置）に合わせて選んでください。

※サポーター、各種固定帯のサイズ計測値が2サイズのさかいになった場合は、特に記載のない限り、大きい方のサイズを選んでください。

## 腰部固定帯(マックスベルト)

マックスベルト FR<sup>エフアール</sup>腰部/胸部  
頸部固定帯

体幹の前屈の動きを抑えて腰部をサポート。





## 主な用途

- 腰部のサポート

## 主な特長

- 体幹の前面(前合わせ部)に2本のステーと硬質メッシュによる支持機構を配し、前面から体幹をサポート。
- 背部に伸縮性メッシュ素材とソフトステーを4本配置し、フィット感を向上。
- 前合わせ部両端にポケット状の装着機構でつかみやすく引っ張りやすい形状。
- 製品全体に通気性に優れたメッシュ素材を採用。
- 前合わせ部のクッション素材であたりを軽減。



※へその位置を目安に胴囲を計測してください。

品番	JANコード	種類	適用範囲(胴囲)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
324601	4946452048534	S	55cm ~ 70cm	1コ	¥2,800
324602	4946452048541	M	70cm ~ 85cm	1コ	¥2,800
324603	4946452048558	L	85cm ~ 100cm	1コ	¥2,800
324604	4946452048565	LL	100cm ~ 115cm	1コ	¥2,800

## 腰部固定帯(マックスベルト)

マックスベルト S1<sup>エスワン</sup>

幅の狭いスポーツタイプ。



## 主な用途

- 腰部のサポート

## 主な特長

- 耐久性のあるフラットなプラスチックステーを背部に4本内蔵。
- 圧迫力を補強する補助ベルト付き。本体と一体型で装着しやすい形状。
- 幅が狭く、薄型でかさばりの少ないスポーツタイプ。
- 通気性のあるメッシュ素材を採用。



※へその位置を目安に胴囲を計測してください。

品番	JANコード	種類	適用範囲(胴囲)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
323100	4946452004066	SS	55cm ~ 65cm	1コ	¥4,300
323101	4946452004073	S	65cm ~ 75cm	1コ	¥4,300
323102	4946452004080	M	75cm ~ 85cm	1コ	¥4,300
323103	4946452004097	L	85cm ~ 95cm	1コ	¥4,300
323104	4946452004103	LL	95cm ~ 105cm	1コ	¥4,300

マックスベルト <sup>エスツー</sup> S2

サポート性と動きやすさの両立を重視したスポーツタイプ。



主な用途

- 腰部のサポート

主な特長

- 耐久性のあるフラットなプラスチックステーを背部に6本内蔵。
- 圧迫力を補強する補助ベルトつき。非伸縮素材と連結させ、製品全体のかさばりを減少。
- 伸縮素材と非伸縮素材を組み合わせた一体構造でサポート性と動きやすさの両立を重視。
- 通気性に優れた素材を採用。
- 本体の内側にはズレを防ぐ滑り止めテープを装備。

品番	JANコード	種類	適用範囲(胴囲)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
323210	4946452024576	SS	55cm ~ 65cm	1コ	¥5,200
323211	4946452024583	S	65cm ~ 75cm	1コ	¥5,200
323212	4946452024590	M	75cm ~ 85cm	1コ	¥5,200
323213	4946452024606	L	85cm ~ 95cm	1コ	¥5,200
323214	4946452024613	LL	95cm ~ 105cm	1コ	¥5,200

※へその位置を目安に胴囲を計測してください。

マックスベルト <sup>エススリー</sup> S3

高い固定力と装着感のよさを重視したハードタイプ。



主な用途

- 腰部のサポート

主な特長

- 機能性と実用性を兼ね備えたハードモデル。
- 背部にプラスチックステー4本と、状況に応じて取り外しのできるアルミステー4本を装備。
- 圧迫力を補強する補助ベルトと固定ストラップを付属。固定ストラップは取り外し可能。
- 長尺のステーと丈の長い背当て部、固定ストラップにより腰椎の伸展の動きを抑えて腰部をサポート。

背当て部丈の長さ：SS、Sサイズ 約 27cm  
M、L、LLサイズ 約 30cm

品番	JANコード	種類	適用範囲(胴囲)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
323500	4946452024620	SS	55cm ~ 65cm	1コ	¥8,400
323501	4946452024637	S	65cm ~ 75cm	1コ	¥8,400
323502	4946452024644	M	75cm ~ 85cm	1コ	¥8,400
323503	4946452024651	L	85cm ~ 95cm	1コ	¥8,400
323504	4946452024668	LL	95cm ~ 105cm	1コ	¥8,400

※へその位置を目安に胴囲を計測してください。

※サポーター、各種固定帯のサイズ計測値が2サイズのさかいになった場合は、特に記載のない限り、大きい方のサイズを選んでください。

骨折マネジメント

アイシング

サポーター

衛生材料

静脈遠流関連製品

プレストケア製品

計測・測定装置

リハビリ・トレーニング機器

超音波画像診断装置

## 膝関節用サポーター（エクスエイド ニーシリーズ）

## エクスエイド ニーライトスポーツ2

アクティブ樹脂ステーで適度にフィット。



## 主な用途

- 膝関節のサポート

## 主な特長

- 両サイドにアクティブ樹脂ステーを配置。カーリングやねじれを防ぎフィット性をアップ。
- フロントオープンタイプで着脱しやすい形状。
- 膝の屈曲、伸展のしやすさとフィット感を重視した設計。
- 膝蓋骨周囲に伸縮性に優れた素材を使用し、屈曲時の動きに対してフィット感を向上。



品 番	JANコード	種 類	適用範囲(大腿周囲)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
362001	4946452051640	S	34cm～39cm	1コ	¥10,000
362002	4946452051657	M	39cm～44cm	1コ	¥10,000
362003	4946452051664	L	44cm～50cm	1コ	¥10,000
362004	4946452051671	LL	50cm～56cm	1コ	¥10,000

※普通に立った状態で膝蓋骨中心より10cm上の大腿周囲を計測してください。

## 膝関節用サポーター（エクスエイド ニーシリーズ）

## エクスエイド ニーライトスポーツ3

アルミ製オフセットジョイントで側方動揺性のある膝関節をサポート。



## 主な用途

- 膝関節のサポート
- 側方動揺性のある膝関節のサポート

## 主な特長

- 両サイドに側方の安定性を高めるアルミ製オフセットジョイントを配置。
- フロントオープンタイプで着脱しやすい形状。
- 膝の屈曲、伸展のしやすさとフィット感を重視した設計。
- 膝蓋骨周囲に伸縮性に優れた素材を使用し、屈曲時の動きに対してフィット感を向上。



品 番	JANコード	種 類	適用範囲(大腿周囲)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
362101	4946452051688	S	34cm～39cm	1コ	¥13,000
362102	4946452051695	M	39cm～44cm	1コ	¥13,000
362103	4946452051701	L	44cm～50cm	1コ	¥13,000
362104	4946452051718	LL	50cm～56cm	1コ	¥13,000

※普通に立った状態で膝蓋骨中心より10cm上の大腿周囲を計測してください。

エクスエイド ニー MCL & LCL

内反・外反動揺性のある膝関節のサポート。




主な用途

- 内反・外反動揺性のある膝関節のサポート。

主な特長

- 両サイドに側方の安定性を高めるアルミ製オフセットジョイントを配置。
- 側方サポートストラップが的確に3点を支持。斜めに走るストラップが支持力をアップ。
- 後方に手を回さず着脱できるストラップレイアウト。
- 膝蓋骨周囲に伸縮性に優れた素材を使用し、屈曲時の動きに対してフィット感を向上。



品 番	JANコード	種 類	適用範囲(大腿周囲)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
363001	4946452051725	右S	34cm～39cm	1コ	¥15,000
363002	4946452051732	右M	39cm～44cm	1コ	¥15,000
363003	4946452051749	右L	44cm～50cm	1コ	¥15,000
363004	4946452051756	右LL	50cm～56cm	1コ	¥15,000
363011	4946452051763	左S	34cm～39cm	1コ	¥15,000
363012	4946452051770	左M	39cm～44cm	1コ	¥15,000
363013	4946452051787	左L	44cm～50cm	1コ	¥15,000
363014	4946452051794	左LL	50cm～56cm	1コ	¥15,000

※普通に立った状態で膝蓋骨中心より 10cm 上の大腿周囲を計測してください。 ※ LCL の場合は、製品の左右を逆に使用してください。

エクスエイド ニー ACL

脛骨の前方動揺性のある膝関節のサポート。




主な用途

- 脛骨の前方動揺性のある膝関節のサポート

主な特長

- 両サイドに側方の安定性を高めるアルミ製オフセットジョイントを配置。
- 前面サポートストラップと固定ストラップ、伸縮ストラップで的確に4点を支持。
- 後方に手を回さず着脱できるストラップレイアウト。
- 膝蓋骨周囲に伸縮性に優れた素材を使用し、屈曲時の動きに対してフィット感を向上。



品 番	JANコード	種 類	適用範囲(大腿周囲)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
363101	4946452051800	S	34cm～39cm	1コ	¥15,000
363102	4946452051817	M	39cm～44cm	1コ	¥15,000
363103	4946452051824	L	44cm～50cm	1コ	¥15,000
363104	4946452051831	LL	50cm～56cm	1コ	¥15,000

※普通に立った状態で膝蓋骨中心より 10cm 上の大腿周囲を計測してください。

※サポーター、各種固定帯のサイズ計測値が 2 サイズのさかいになった場合は、特に記載のない限り、大きい方のサイズを選んでください。

骨折マネジメント

アイシング

サポーター

衛生材料

静脈還流関連製品

プレストケア製品

計測・測定装置

リハビリ・トレーニング機器

超音波画像診断装置

膝関節用サポーター（エクスエイド ニーシリーズ）

エクスエイド ニー PCL

脛骨の後方動揺性のある膝関節のサポート。




主な用途

- 脛骨の後方動揺性のある膝関節のサポート

主な特長

- 両サイドに側方の安定性を高めるアルミ製オフセットジョイントを配置。
- 前面サポートストラップと固定ストラップ、伸縮ストラップで的確に4点を支持。
- 後方に手を回さず着脱できるストラップレイアウト。
- 膝蓋骨周囲に伸縮性に優れた素材を使用し、屈曲時の動きに対してフィット感を向上。



品 番	JANコード	種 類	適用範囲(大腿周囲)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
363201	4946452051848	S	34cm～39cm	1コ	¥15,000
363202	4946452051855	M	39cm～44cm	1コ	¥15,000
363203	4946452051862	L	44cm～50cm	1コ	¥15,000
363204	4946452051879	LL	50cm～56cm	1コ	¥15,000

※普通に立った状態で膝蓋骨中心より 10cm 上の大腿周囲を計測してください。

膝関節用サポーター（エクスエイド ニーシリーズ）

エクスエイド ニーショート

操作性、動きやすさを重視したショートタイプ。




主な用途

- 膝関節のサポート

主な特長

- 両サイドにアクティブ樹脂ステーを配置。カーリングやねじれを防ぎフィット性をアップ。
- 大腿・下腿の丈を短縮したフロントオープンタイプ。
- サポーター本体の前合わせ部に穴をあけつかみやすい形状。
- 膝裏には柔らかく、通気性に優れた生地を採用。屈曲時にもフィット性の良い素材。
- 膝蓋骨周囲に膝蓋骨の安定性を高めるパテラコンプレッションパッドを配置。



品 番	JANコード	種 類	適用範囲(大腿周囲)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
361001	4946452051602	S	34cm～38cm	1コ	¥6,300
361002	4946452051619	M	38cm～42cm	1コ	¥6,300
361003	4946452051626	L	42cm～46cm	1コ	¥6,300
361004	4946452051633	LL	46cm～50cm	1コ	¥6,300

※普通に立った状態で膝蓋骨中心より 10cm 上の大腿周囲を計測してください。


エクスエイド ニーアクティブ

多様な用途に対応。





- 主な用途
- 膝関節のサポート

- 主な特長
- 両サイドにアクティブ樹脂ステーを配置。カーリングやねじれを防ぎフィット性をアップ。
  - 大腿部、下腿部への付け替えや取り外しができるコンプレッションベルト付き。  
大腿部の場合は、大腿四頭筋への圧迫力を高め、下腿部での使用はPTパッドを抑える。
  - 膝蓋骨周囲にパテラコンプレッションパッドを配置。膝蓋骨の安定性を高める。
  - 膝蓋靱帯を圧迫するPTパッド。取り外しが可能。



取り外し可



品 番	JANコード	種 類	適用範囲(大腿周囲)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
364201	4946452051954	S	34cm ～ 39cm	1コ	¥7,000
364202	4946452051961	M	39cm ～ 44cm	1コ	¥7,000
364203	4946452051978	L	44cm ～ 50cm	1コ	¥7,000
364204	4946452051985	LL	50cm ～ 56cm	1コ	¥7,000

※普通に立った状態で膝蓋骨中心より 10cm 上の大腿周囲を計測してください。



エクスエイド ニーパテラ

膝蓋骨の側方偏位を制限し膝関節をサポート。



- 主な用途
- 膝蓋骨の側方偏位を制限し膝関節をサポート

- 主な特長
- 両サイドにアクティブ樹脂ステーを配置。カーリングやねじれを防ぎフィット性をアップ。
  - センターストラップと上・下ストラップでパテラパッドを膝蓋骨周囲にしっかりフィットさせる設計。
  - パッドカバー内に内蔵したパテラパッドで膝蓋骨の側方偏位を制限。
  - パテラパッドが直接肌に触れない構造にし、パッドの角当たりや擦れを軽減。
  - サポーターを上下反転させることで左右兼用で使用可能。



品 番	JANコード	種 類	適用範囲(大腿周囲)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
364001	4946452051886	S	34cm ～ 39cm	1コ	¥5,000
364002	4946452051893	M	39cm ～ 44cm	1コ	¥5,000
364003	4946452051909	L	44cm ～ 50cm	1コ	¥5,000
364004	4946452051916	LL	50cm ～ 56cm	1コ	¥5,000

※普通に立った状態で膝蓋骨中心より 10cm 上の大腿周囲を計測してください。

※サポーター、各種固定帯のサイズ計測値が 2 サイズのさかいになった場合は、特に記載のない限り、大きい方のサイズを選んでください。

骨折マネジメント

アイシング

サポーター

衛生材料

静脈還流関連製品

プレストケア製品

計測・測定装置

リハビリ・トレーニング機器

超音波画像診断装置

## 膝関節用サポーター（エクスエイド ニーシリーズ）

## エクスエイド ニーオスグッド

オスグッドパッドとオスグッドバンドで膝蓋靭帯部を圧迫。




## 主な用途

- 膝関節のサポート、膝蓋靭帯部を圧迫

## 主な特長

- 両サイドにアクティブ樹脂ステーを配置。カーリングやねじれを防ぎフィット性をアップ。
- オスグッドパッドで膝蓋靭帯部を圧迫。
- 面ファスナーで位置を決めてオスグッドバンドをとめることでの確な位置に装着でき、適度な圧迫が可能。
- サポーター本体を持ちやすいようにつまみを設置。



品 番	JANコード	種 類	適用範囲(下腿周囲)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
364101	4946452051923	S	29cm ～ 32cm	1コ	¥2,700
364102	4946452051930	M	32cm ～ 35cm	1コ	¥2,700
364103	4946452051947	L	35cm ～ 39cm	1コ	¥2,700

※普通に立った状態で膝蓋骨中心より 5cm 下の周囲を計測してください。

## 足関節用サポーター（エクスエイド アンクルシリーズ）

## エクスエイド アンクル3

内側にオリジナルステーを装備。快適なサポート力を求める方に。



## 主な用途

- 内反動揺性のある足関節のサポート、安静保持

## 主な特長

- 内側に装備したオリジナルステーで内反動揺性をサポート。
- 伸縮ストラップでオリジナルステーのサポート力を補強。
- リアエントリー（後ろ開き）方式により、簡単かつ的確な位置に装着できる。
- 薄く伸縮性と通気性に優れた素材を使用し、装着時のかさばりを軽減。
- 本体生地に抗菌防臭加工を施し、通気性のある素材を採用。



品 番	JANコード	種 類	適用範囲(靴サイズ)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
452301	4946452051350	右S	19cm ～ 22cm	1コ	¥4,800
452302	4946452051367	右M	22cm ～ 25cm	1コ	¥4,800
452303	4946452051374	右L	25cm ～ 28cm	1コ	¥4,800
452304	4946452051381	右LL	28cm ～ 31cm	1コ	¥4,800
452311	4946452051398	左S	19cm ～ 22cm	1コ	¥4,800
452312	4946452051404	左M	22cm ～ 25cm	1コ	¥4,800
452313	4946452051411	左L	25cm ～ 28cm	1コ	¥4,800
452314	4946452051428	左LL	28cm ～ 31cm	1コ	¥4,800

※靴サイズに合わせて選んでください。

エクスエイド アンクル6

内・外側のガードとフィギュアエイトストラップを装備。足関節をしっかりサポート。



- 主な用途
- 内反・外反動揺性や前方動揺性のある足関節のサポート、安静保持
- 主な特長
- 内・外側にオリジナルガードを装備し内反・外反動揺性をサポート。
  - オリジナルガードは足全体にフィットしやすい立体構造。
  - 足関節に8の字状に巻きつけるフィギュアエイトストラップでサポート力を補強。
  - リアエントリー（後ろ開き）方式により、簡単かつ的確な位置に装着できる。
  - ガードストラップによりオリジナルガードとサポーターのフィット感を高める。



品 番	JANコード	種 類	適用範囲(靴サイズ)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
452601	4946452051435	右S	19cm～22cm	1コ	¥6,800
452602	4946452051442	右M	22cm～25cm	1コ	¥6,800
452603	4946452051459	右L	25cm～28cm	1コ	¥6,800
452604	4946452051466	右LL	28cm～31cm	1コ	¥6,800
452611	4946452051473	左S	19cm～22cm	1コ	¥6,800
452612	4946452051480	左M	22cm～25cm	1コ	¥6,800
452613	4946452051497	左L	25cm～28cm	1コ	¥6,800
452614	4946452051503	左LL	28cm～31cm	1コ	¥6,800

※靴サイズに合わせて選んでください。

エクスエイド アンクルFO

フロントオープン形状の足関節用サポーター。フィットしやすくしっかりサポート。



- 主な用途
- 内反・外反動揺性や前方動揺性のある足関節のサポート、安静保持
- 主な特長
- 足形状に合わせてやすいフロントオープンタイプ。足関節全体を適度なフィット感で包み込みサポート。
  - 内・外側に立体形状に合わせて設計したFRTP ガードを装備し、内反・外反動揺性をサポート。熱をかけることで形状の変形が可能。また、ガードカバーから取り出し、サポーター本体の外側につけることも可能。
  - 足関節に8の字状に巻きつけるフィギュアエイトストラップでサポート力を補強。
  - サポート効果を高めるヒールストラップ付き。
  - かさばりを軽減したデザイン。本体足底部に薄くて通気性に優れた素材を使用。



品 番	JANコード	種 類	適用範囲(靴サイズ)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
452801	4946452051510	右S	19cm～22cm	1コ	¥6,500
452802	4946452051527	右M	22cm～25cm	1コ	¥6,500
452803	4946452051534	右L	25cm～28cm	1コ	¥6,500
452804	4946452051541	右LL	28cm～31cm	1コ	¥6,500
452811	4946452051558	左S	19cm～22cm	1コ	¥6,500
452812	4946452051565	左M	22cm～25cm	1コ	¥6,500
452813	4946452051572	左L	25cm～28cm	1コ	¥6,500
452814	4946452051589	左LL	28cm～31cm	1コ	¥6,500

※靴サイズに合わせて選んでください。

※サポーター、各種固定帯のサイズ計測値が2サイズのさかいになった場合は、特に記載のない限り、大きい方のサイズを選んでください。

手首用サポーター

エクスエイド リスト

装着時の快適性と固定力を両立し手関節をサポート。





主な用途

- 手首のサポート

主な特長

- 手のひら側、甲側にアルミステー、小指側に薄い樹脂製のステーを配置し、手関節の掌背屈、回内・回外運動や尺屈時もサポート。
- 把持運動がしやすく、日常生活を考慮した快適設計。
- 本体に立体メッシュ素材を採用。手首周りには薄い生地を使用しかさばりを軽減。装着時の快適性をアップ。
- 洗濯が可能。



品 番	JANコード	種 類	適用範囲(手首周囲)	1 箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
353101	4946452055617	右 S	12.5cm ～ 14.5cm	1 コ	¥3,500
353102	4946452055624	右 M	14.5cm ～ 16.5cm	1 コ	¥3,500
353103	4946452055631	右 L	16.5cm ～ 19.0cm	1 コ	¥3,500
353111	4946452055648	左 S	12.5cm ～ 14.5cm	1 コ	¥3,500
353112	4946452055655	左 M	14.5cm ～ 16.5cm	1 コ	¥3,500
353113	4946452055662	左 L	16.5cm ～ 19.0cm	1 コ	¥3,500

※手首周囲（一番細いところ）に合わせてお選びください。

カラーキーパー・U

腰部/胸部  
頰部固定帯

弾力性のあるポリウレタンフォームで頰部をソフトにサポート。



主な用途

- 頰部の固定

主な特長

- 製品本体は首まわりに沿うようカットし、フィットしやすい形状。
- 芯材は柔らかくても弾力性のあるポリウレタンフォームを使用し、頰部をソフトにサポート。
- 芯材に通気孔を設け、ムレにくい設計。
- カバーには肌触りのよい綿素材を使用。
- 製品の色は装着時に目立ちにくいグレーに。



品 番	JANコード	種 類	適用範囲(首まわり)	高さの目安(製品本体中心)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
311101	4946452460961	S	30cm～35cm	8.0cm	1コ	¥1,700
311102	4946452460978	M	35cm～40cm	8.5cm	1コ	¥1,700
311103	4946452460985	L	40cm～45cm	8.0cm	1コ	¥1,700

※首まわりに合わせて選んでください。

カラーキーパー

腰部/胸部  
頰部固定帯

製品本体に2段階の高さ調節機能を付加しフィットしやすい頰部固定帯。






主な用途

- 頰部の固定

主な特長

- 製品本体に内蔵した高さ調節シートにより、製品本体中心部で1cmずつ2段階の高さ調節が可能。
- 顎や首に当たる内側には柔らかいポリウレタンフォーム、外側は硬めのポリエチレンフォームの2種類の素材を貼り合わせ適度な固定とソフトな装着感を両立。
- 芯材のポリウレタンフォームに抗菌防臭・消臭加工を施し、生地には抗菌・消臭機能のある素材を使用。
- 本体を丸ごと手洗いでできるため衛生的。オーバーカバーのみの洗濯も可能。
- 製品の色は装着時に目立ちにくいグレーに。



品 番	JANコード	種 類	適用範囲(首まわり)	高さの目安(製品本体中心)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
311000	4946452461029	SS	25cm～30cm	6.5cm～8.5cm	1コ	¥2,200
311001	4946452461036	S	30cm～35cm	7.0cm～9.0cm	1コ	¥2,200
311002	4946452461043	M	35cm～40cm	7.5cm～9.5cm	1コ	¥2,200
311003	4946452461050	L	40cm～45cm	7.0cm～9.0cm	1コ	¥2,200

※首まわりに合わせて選んでください。

※サポーター、各種固定帯のサイズ計測値が2サイズのさかいになった場合は、特に記載のない限り、大きい方のサイズを選んでください。

成形副木／頸部固定帯

カラーキーパー・ハード

腰部／胸部  
頸部固定帯

顎にフィットして頸部をしっかり固定。高さ調節が可能。





主な用途

- 捻挫や疼痛時の頸部を固定・支持

主な特長

- 首まわりの形状にフィットしやすい設計。
- 2枚のシートを上下にずらして高さの微調節が可能。
- 面ファスナーのとめ部分は外れにくいダブルストッパー方式。
- 芯材には通気孔を設けることでムレにくい快適仕様。



品番	JANコード	種類	適用範囲(首回り)	高さの目安(製品本体中心)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
311211	4946452064541	S	30cm～35cm	8.0cm～9.5cm	1コ	¥4,000
311212	4946452064558	M	35cm～40cm	8.5cm～10.0cm	1コ	¥4,000
311213	4946452064565	L	40cm～45cm	8.0cm～9.5cm	1コ	¥4,000

成形副木／一般医療機器  
医療機器届出番号：13B2X00187000027

※首まわりに合わせて選んでください。計測値が2サイズのさかいになった場合は高さの合う方を選んでください。

頸部固定帯

カラーキーパー・me (メッシュタイプ)

腰部／胸部  
頸部固定帯

装着時の快適性を重視した、ムレにくいメッシュ仕様。





主な用途

- 頸部の固定

主な特長

- 通気性に優れたメッシュ素材を採用。
- 2枚のシートを上下にずらして高さの微調節が可能。
- 面ファスナーのとめ部分は外れにくいダブルストッパー方式。



品番	JANコード	種類	適用範囲(首回り)	高さの目安(製品本体中心)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
311301	4946452461128	S	30cm～35cm	8.0cm～9.5cm	1コ	¥4,500
311302	4946452461135	M	35cm～40cm	8.5cm～10.0cm	1コ	¥4,500
311303	4946452461142	L	40cm～45cm	8.0cm～9.5cm	1コ	¥4,500

※首まわりに合わせて選んでください。計測値が2サイズのさかいになった場合は高さの合う方を選んでください。

胸部固定帯


リブバンド

腰部/胸部  
類部固定帯

胸部のフィット性を向上させたスタンダードタイプ。女性用は乳房を圧迫しない形状。



- 主な用途**
- 胸部の圧迫、固定
- 主な特長**
- 腋窩部に当たりにくい形状で上位肋骨も的確に固定。
  - 背部の伸縮部分は下部にかけて幅を狭くすることでフィット性をアップ。
  - サポーター本体の生地には、抗菌防臭・消臭加工を施した素材を採用。
  - 前合わせ部両端にポケット状の装着機構を採用し、つかみやすく引っ張りやすい形状。



タイプ	品 番	JANコード	種 類	適用範囲	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
一般用	313000	4946452460794	SS	55cm ~ 70cm	1コ	¥1,400
	313001	4946452460800	S	70cm ~ 85cm	1コ	¥1,500
	313002	4946452460817	M	85cm ~ 100cm	1コ	¥1,600
	313003	4946452460824	L	100cm ~ 120cm	1コ	¥1,700
	313004	4946452460831	LL	120cm ~ 140cm	1コ	¥1,800
	313005	4946452460848	3L	140cm ~ 160cm	1コ	¥1,900
女性用	313102	4946452460855	M	60cm ~ 75cm	1コ	¥1,600
	313103	4946452460862	L	75cm ~ 90cm	1コ	¥1,700
	313104	4946452460879	LL	90cm ~ 105cm	1コ	¥1,800
	313105	4946452061441	3L	105cm ~ 120cm	1コ	¥1,900

※一般用は胸囲、女性用はアンダーバストを計測してください。

胸部固定帯


リブバンドフィット

腰部/胸部  
類部固定帯

前合わせ部を2分割にし、圧迫力の微調節が可能。メッシュ素材でかさばりを抑えた快適な装着感。



- 主な用途**
- 胸部の圧迫、固定
- 主な特長**
- 前合わせ部を2分割構造にし、圧迫力の微調節ができるフィットしやすい形状。
  - 前合わせ部に薄い伸縮性メッシュ素材を採用し、かさばりを軽減。
  - サポーター本体の生地には抗菌・防臭加工を施した通気性の良い素材を使用。
  - 前合わせ部両端にポケット状の装着機構を採用し、つかみやすく引っ張りやすい形状。



品 番	JANコード	種 類	適用範囲(胸囲)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
313401	4946452050735	S	60cm ~ 80cm	1コ	¥1,500
313402	4946452050742	M	80cm ~ 100cm	1コ	¥1,600
313403	4946452050759	L	100cm ~ 120cm	1コ	¥1,700
313404	4946452050766	LL	120cm ~ 140cm	1コ	¥1,800
313405	4946452050773	3L	140cm ~ 160cm	1コ	¥1,900

※胸囲に合わせて選んでください。

※サポーター、各種固定帯のサイズ計測値が2サイズのさかいになった場合は、特に記載のない限り、大きい方のサイズを選んでください。

## 鎖骨固定帯

## クラビクルブレース

鎖骨固定時の圧迫感を和らげる厚手のクッション材を採用。



## 主な用途

- 鎖骨の固定

## 主な特長

- 厚手のストラップクッションを採用し、腋窩の圧迫を軽減した形状。
- 角度調節面ファスナーにより肩幅に合わせて角度調節が可能。
- アジャスターと面ファスナーを組み合わせたダブルストッパー構造。
- 背当てにプラスチックステーを入れることでよれにくい仕様に。
- 金属パーツ不採用。

品番	JANコード	種類	参考適用範囲(男性：胸囲)	参考適用範囲(女性：アンダーバスト)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
15601	4946452156017	3S	40cm～ 50cm	40cm～ 50cm	1コ	¥2,600
15602	4946452156024	SS	50cm～ 60cm	50cm～ 60cm	1コ	¥2,600
15603	4946452156031	S	60cm～ 70cm	60cm～ 65cm	1コ	¥2,600
15604	4946452156048	M	70cm～ 85cm	65cm～ 80cm	1コ	¥3,600
15605	4946452156055	L	85cm～ 115cm	80cm～ 115cm	1コ	¥3,600
15606	4946452156062	LL	115cm～ 150cm	115cm～ 150cm	1コ	¥3,600

※男性は胸囲、女性はアンダーバストを計測してください。

## 腰部・大腿部用サポーター

プレパンツ<sup>®</sup>

圧迫力の調節がしやすく、腰から大腿部にかけてサポート。



## 主な用途

- 腰部、大腿部の圧迫

## 主な特長

- 腰部と大腿部の側面にそれぞれ2本の面ファスナーを配置して圧迫力の調節が可能。
- サポーター本体には弾力性とフィット性のある生地を採用。また、吸水性、透湿性に富み肌触りのよい素材を使用し快適な装着感。
- 左右兼用。

品番	JANコード	種類	適用範囲(ヒップ周囲)	適用範囲(大腿周囲)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
17001	4946452170013	S	60cm～ 75cm	40cm～ 45cm	1コ	¥4,400
17002	4946452170020	M	75cm～ 90cm	45cm～ 51cm	1コ	¥4,400
17003	4946452170037	L	90cm～ 110cm	51cm～ 58cm	1コ	¥4,400
17004	4946452170044	LL	110cm～ 130cm	58cm～ 65cm	1コ	¥4,400

※ヒップ周囲を基準とし、大腿周囲は目安としてください。

ニースプリント 伸展タイプ

伸展位で、膝関節を固定。



- 主な用途**
- 膝関節の伸展位固定
- 主な特長**
- 変形・取り外しの可能なアルミ製の膝裏ステーを装備。面ファスナーの蓋がステーの飛び出しを防止する設計。
  - 側面にもアルミ製のステーを配置。位置を前後に微調節することが可能。
  - 膝裏には通気性の高い生地を採用し、快適な装着感。
  - 楽に装着ができる仮どめ面ファスナーつき。

品 番	JANコード	種 類	製品丈	適用範囲 (大腿周囲)	適用参考値 (大腿長)	1 箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
301001	4946452019305	S	48.5cm	33cm ～ 41cm	26cm以上	1 コ	¥6,800
301002	4946452019312	M・L	48.5cm	41cm ～ 53cm	26cm以上	1 コ	¥6,800
301012	4946452019329	ロングM・L	52.0cm	41cm ～ 53cm	29cm以上	1 コ	¥6,800
301014	4946452019336	ロングLL	52.0cm	53cm ～ 65cm	29cm以上	1 コ	¥6,800
301021	4946452031512	ショートS	41.5cm	33cm ～ 41cm	19cm以上	1 コ	¥6,800
301022	4946452031529	ショートM・L	41.5cm	41cm ～ 53cm	19cm以上	1 コ	¥6,800

※大腿周囲を基準に選んでください。膝蓋骨中心から 10cm 上の大腿周囲を計測してください。大腿長は目安としてください。

ニースプリント 屈曲タイプ

軽度屈曲位で、膝関節を固定。



- 主な用途**
- 膝関節の軽度屈曲位固定
- 主な特長**
- 軽度屈曲位に加工した、変形・取り外し可能なアルミ製のステーを装備。面ファスナーの蓋がステーの飛び出しを防止する設計。
  - 側面にもアルミ製のステーを配置。位置を前後に微調節することが可能。
  - 膝裏には通気性の高い生地を採用し、快適な装着感。
  - 楽に装着ができる仮どめ面ファスナーつき。

品 番	JANコード	種 類	製品丈	適用範囲 (大腿周囲)	適用参考値 (大腿長)	1 箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
301101	4946452017769	S	48.5cm	33cm ～ 41cm	26cm以上	1 コ	¥7,200
301102	4946452017776	M・L	48.5cm	41cm ～ 53cm	26cm以上	1 コ	¥7,200
301112	4946452017783	ロングM・L	52.0cm	41cm ～ 53cm	29cm以上	1 コ	¥7,200
301114	4946452017790	ロングLL	52.0cm	53cm ～ 65cm	29cm以上	1 コ	¥7,200

※大腿周囲を基準に選んでください。膝蓋骨中心から 10cm 上の大腿周囲を計測してください。大腿長は目安としてください。

※サポーター、各種固定帯のサイズ計測値が 2 サイズのさかいになった場合は、特に記載のない限り、大きい方のサイズを選んでください。

保温・圧迫用サポーター

シームレスサポーター

肌ざわりのよいサポーター。



主な用途

- 関節の保温・圧迫

主な特長

- 吸湿性が高く、肌触りの良い素材を採用。
- 様々な部位に幅広く対応するラインアップを用意。
- ラテックスフリー。

品 番	JANコード	種 類	適用範囲	1箱入数	1袋入数	メーカー希望小売価格(税別)
301401	4946452015710	手くび	15cm ～ 20cm	6袋	2枚	¥3,000 (1袋¥500)
301402	4946452015727	手のひら	—	6袋	1枚	¥3,300 (1袋¥550)
301403	4946452015734	ひじ	20cm ～ 25cm	6袋	1枚	¥3,000 (1袋¥500)
301404	4946452015741	ひざ	35cm ～ 45cm	6袋	1枚	¥3,300 (1袋¥550)
301405	4946452015758	足くび	(靴サイズ) 23cm ～ 27cm	6袋	1枚	¥3,600 (1袋¥600)
301406	4946452015765	すね	25cm ～ 35cm	6袋	1枚	¥3,000 (1袋¥500)
301407	4946452015772	もも	45cm ～ 55cm	6袋	1枚	¥3,600 (1袋¥600)

※ひじは肘頭から 10cm 上の周囲、ひざは膝蓋骨中心から 12cm 上の周囲を目安にしてください。足くびの適用範囲は、靴のサイズを目安にしてください。  
すねとももは最大周囲に合わせてください。  
※手くびは 1 袋 2 枚入り

保温・圧迫用サポーター

ウールサポーター

ウール混紡の保温・圧迫用サポーター。



主な用途

- 関節の保温・圧迫

主な特長

- 縦横両方向に伸縮するためやさしくフィット。
- ウール混紡。様々な部位に対応するラインアップを用意。
- ラテックスフリー。

品 番	JANコード	種 類	適用範囲	1箱入数	1袋入数	メーカー希望小売価格(税別)
301301	4946452015611	ひじS	20cm ～ 25cm	6袋	1枚	¥4,500 (1袋¥750)
301302	4946452015628	ひじM・ひざS	23cm ～ 30cm	6袋	1枚	¥4,800 (1袋¥800)
301303	4946452015635	ひじL・ひざM	30cm ～ 40cm	6袋	1枚	¥5,100 (1袋¥850)
301304	4946452015642	ひざL	40cm ～ 50cm	6袋	1枚	¥5,700 (1袋¥950)
301305	4946452015659	ひざM (ロング)	30cm ～ 40cm	6袋	1枚	¥6,000 (1袋¥1,000)
301306	4946452015666	手のひら	—	6袋	1枚	¥4,500 (1袋¥750)
301307	4946452015673	手くび	17cm ～ 23cm	6袋	2枚	¥4,500 (1袋¥750)
301308	4946452015680	足くび	(靴サイズ) 23cm ～ 27cm	6袋	1枚	¥4,500 (1袋¥750)

※ひじは肘頭から 10cm 上の周囲、ひざは膝蓋骨中心から 12cm 上の周囲を目安にしてください。足くびの適用範囲は、靴のサイズを目安にしてください。  
※手くびは 1 袋 2 枚入り

アクティムーブ® ライゾフォルテ

母指の運動を制限しつつ、日常生活での手の機能の維持をサポート。



主な用途

- 母指のサポート

主な特長

- ユニークなデザイン、厳選された素材、ロープロファイル設計により滑らかなエッジで優れた快適性を提供。
- 成形可能なアルミニウム製の芯で個々の手の形にフィット。
- 汚れと水を弾く素材を使用し清潔に保つことができる。洗ったり乾かしたりすることも簡単。
- 母指の内転を防ぎながらも、他の4本の指と手首を自由に動かせる安定性と機能性を併せ持つ設計。
- ストラップにより片手で簡単に装具の装着、取り外しができる。

品 番	JANコード	種 類	適用範囲	1 箱入数	メーカー希望 小売価格(税別)
			手のひら(母指付け根~小指付け根)の幅		
353301	4946452066378	右S	6.8cm ~ 8.0cm	1 コ	¥8,800
353302	4946452066385	右M	8.0cm ~ 9.0cm	1 コ	¥8,800
353303	4946452066392	右L	9.0cm ~ 10.0cm	1 コ	¥8,800
353311	4946452066408	左S	6.8cm ~ 8.0cm	1 コ	¥8,800
353312	4946452066415	左M	8.0cm ~ 9.0cm	1 コ	¥8,800
353313	4946452066422	左L	9.0cm ~ 10.0cm	1 コ	¥8,800

手・指用副木／一般医療機器  
医療機器届出番号：13B2X10405000030  
製造販売業者：株式会社エスジーティー

肩関節用サポーター

ファシリエイドサポーター 肩

肩を優しく包み込み、安静保持と保温。



主な用途

- 肩関節の保護・保温

主な特長

- 一人でも装着できる簡便な肩用サポーター。
- 薄く、フィット性のある本体素材で肩関節をサポート。
- 本体サポーターが肩関節を包み込むように覆うことで肩関節を保温。
- 市販の使い捨てカイロを挿入することも可能。
- 装着時にサポート力の調節が可能。

品 番	JANコード	種 類	適用範囲(肩の付け根の太さ)	1 箱入数	メーカー希望 小売価格(税別)
302301	4946452034063	S	34cm ~ 41cm	1 コ	¥3,180
302302	4946452034070	M	41cm ~ 48cm	1 コ	¥3,180
302303	4946452034087	L	48cm ~ 55cm	1 コ	¥3,180

※腕の力を抜いた状態で肩峰と腋下を通る周囲を計測してください。

※サポーター、各種固定帯のサイズ計測値が2サイズのさかいになった場合は、特に記載のない限り、大きい方のサイズを選んでください。

## 肘用サポーター

## ファシリエイドサポーター ひじ

適度な圧迫で、肘をサポート。簡単に装着できる肘用サポーター。



## 主な用途

- 肘のサポート

## 主な特長

- 適度な硬さを持つエルボーパッドにより、腱付着部を適度に圧迫。
- ループ形状にした本体に腕を通してとめるだけで、片手で簡単に装着可能。
- ストラップは端に膨らみをもたせた、コカンから外れにくい形状。

品 番	JANコード	種 類	適用範囲(前腕周囲)	1箱入数	1袋入数	メーカー希望小売価格(税別)
302601	4946452037118	フリー	19cm～31cm	5袋	1コ	¥5,250

※腕の力を抜いた状態で前腕の一番太い部分の周囲を計測してください。

## 手首用サポーター

## ファシリエイドサポーター 手くび

手関節の掌屈、背屈の動きを制限し、手関節を安静保持、サポート。







## 主な用途

- 手首のサポート

## 主な特長

- 手のひら側と甲側にアルミ製のステーを配置し、手関節を固定、安静保持。
- 左右兼用。ステーを入れ替えることで左右両方に使用可能。
- 片手で簡単に装着可能。
- 立体メッシュ生地を使用し、ムレにくく快適な装着感。
- 製品を丸ごと洗濯ができる。



品 番	JANコード	種 類	適用範囲(手のひらの周囲)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
303301	4946452048299	S	16cm～18cm	1コ	¥2,650
303302	4946452048305	M	18cm～20cm	1コ	¥2,650
303303	4946452048312	L	20cm～22cm	1コ	¥2,650

※手のひらの周囲(示指と小指の付け根付近の周囲)に合わせて選んでください。

ファシリエイドサポーター 母指

片手で簡単に装着できる母指用サポーター。



- 主な用途
- 母指CM関節のサポート・安静保持
- 主な特長
- 母指の固定、可動域の制限により母指CM関節を安静保持、サポート。
  - 芯材には樹脂スチーを使用し、母指周りに内蔵。
  - 母指ストラップがスライドして動くようになっているため、固定力の調節が可能。
  - 片手で簡単に装着。
  - 左右兼用。
  - 薄くかさばらないコンパクトな形状。
  - 製品を丸ごと洗濯ができる。

品 番	JANコード	種 類	適用範囲(手首周囲)	目安寸法(母指周囲)	1 箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
303401	4946452048329	S	12.5cm ～ 14.5cm	5.0cm ～ 6.0cm	1 コ	¥2,100
303402	4946452048336	M	14.5cm ～ 16.5cm	5.5cm ～ 6.5cm	1 コ	¥2,100
303403	4946452048343	L	16.5cm ～ 19.0cm	6.0cm ～ 7.5cm	1 コ	¥2,100

※手首周囲（手首の一番細いところ）に合わせて選んでください。

ファシリエイドサポーター 膝ショート

フロントオープン形状で簡単に装着できる膝関節用サポーター。



- 主な用途
- 膝関節のサポート
- 主な特長
- 着脱しやすい、フロントオープン形状。
  - 装着時に指を引っ掛ける穴があるので、つかみやすく着脱しやすい形状。
  - 側面にアクティブ樹脂スチーを内蔵し、カーリングやねじれ・ズレを防ぎ、フィット性を向上。

品 番	JANコード	種 類	適用範囲(大腿周囲)	1 箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
302401	4946452036685	S	34cm ～ 38cm	1 コ	¥2,100
302402	4946452036692	M	38cm ～ 44cm	1 コ	¥2,100
302403	4946452036708	L	44cm ～ 50cm	1 コ	¥2,100
302404	4946452039150	L L	50cm ～ 56cm	1 コ	¥2,100
302405	4946452055938	3 L	56cm ～ 62cm	1 コ	¥2,100

※普通に立った状態で膝蓋骨中心より 10cm 上の大腿周囲を計測してください。  
※サポーター、各種固定帯のサイズ計測値が 2 サイズのさかいになった場合は、特に記載のない限り、大きい方のサイズを選んでください。

足関節用サポーター

ファシリエイドサポーター 足くび

テーピング理論(フィギュアエイト)を応用した巻くタイプのサポーター。



主な用途

- 足関節のサポート

主な特長

- しっかりした生地で足関節を圧迫・保護。
- ループ形状の巻き始めで簡単装着。
- サポーター本体に抗菌防臭加工を施した伸縮素材を使用。洗濯ができるので繰り返し清潔に使用できる。
- ブラックには幅の狭い子供用を用意。



①通す



②巻く



③とめる



品 番	JANコード	種 類	適用範囲(靴サイズ)	目安寸法(甲まわり)	製品幅	1 箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
302501	4946452037101	一般用・ベージュ	20.0cm～27.5cm	21.0cm～27.0cm	7.5cm	5袋	¥6,300
302502	4946452052029	一般用・ブラック	20.0cm～27.5cm	21.0cm～27.0cm	7.5cm	5袋	¥6,300
302512	4946452061519	子供用・ブラック	17.0cm～22.0cm	16.5cm～21.0cm	6.0cm	5袋	¥6,300

※靴サイズに合わせて選んでください。2 サイズにまたがる場合は、甲まわりを目安に選んでください。

足関節用サポーター

ファシリエイドサポーター 足くびソフト

テーピングのフィギュアエイトに基づいたサポート機構で足関節をソフトにサポート。



主な用途

- 内反・外反動揺性や前方動揺性のある足関節のサポート、足関節の保護

主な特長

- 面ファスナーはどこにでも接着できるため、フィット感や圧迫力の調節が可能。
- リアエントリー（後ろ開き）方式で容易に装着。
- サポーター本体の生地の芯材に薄く、通気性、伸縮性に優れた素材を採用し、装着時のかさばりを軽減。靴が履きやすくムレにくい仕様。



品 番	JANコード	種 類	適用範囲(靴サイズ)	1 箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
303502	4946452052005	M	19cm～25cm	1コ	¥2,650
303503	4946452052012	L	25cm～31cm	1コ	¥2,650

※靴サイズに合わせて選んでください。

ファシリエイドサポーター 足くびマルチ

軽度の内反動揺性、前方動揺性を制限する汎用性のある足関節サポーター。



- 主な用途
- 内反動揺性や前方動揺性のある足関節のサポート、足関節の保護
- 主な特長
- 樹脂製のステーとゴムストラップで足関節をサポート。
  - ステーの取り外しができ、固定力の調節が可能。
  - ステーを入れ替えることで、左右兼用で使用可能。
  - サポーターの前面に薄い伸縮性生地を使用し、フィット性を向上。
  - 薄くかさばりにくい形状。
  - リアエントリー（後ろ開き）方式で装着しやすい形状。



(ステー内蔵イメージ)



品 番	JANコード	種 類	適用範囲(靴サイズ)	1 箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
303201	4946452048268	S	18cm ～ 21cm	1 コ	¥3,150
303202	4946452048275	M	21cm ～ 25cm	1 コ	¥3,150
303203	4946452048282	L	25cm ～ 30cm	1 コ	¥3,150



※靴サイズに合わせて選んでください。

ファシリエイドサポーター 外反母趾

足部の横アーチの形成をサポート。薄い素材で靴が履け、日常生活を妨げない。



- 主な用途
- 足部横アーチ形成のサポート
- 主な特長
- サポーター本体で中足骨部を圧迫し、足底部のパッドで中足骨部の横アーチを押し上げるダブルサポート構造で横アーチの形成、保持をサポート。
  - サポーター本体には、薄く肌ざわりの良い生地を採用し快適な装着感。
  - サポーターを装着しても靴を履くことができるため、日常生活に支障なく装着することが可能。
  - パッドは母趾球の位置に合わせて位置の調整や、必要に応じて取り外しが可能。
  - パッドを含め製品を丸ごと洗濯できるため、衛生的に装着できる。



※パッドは凸部が肌側です。



品 番	JANコード	種 類	適用範囲(足囲)	1 箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
303601	4946452062035	右 S	21cm ～ 23cm	1 コ	¥2,100
303602	4946452062042	右 M	23cm ～ 25cm	1 コ	¥2,100
303603	4946452062059	右 L	25cm ～ 27cm	1 コ	¥2,100
303611	4946452062066	左 S	21cm ～ 23cm	1 コ	¥2,100
303612	4946452062073	左 M	23cm ～ 25cm	1 コ	¥2,100
303613	4946452062080	左 L	25cm ～ 27cm	1 コ	¥2,100

※足囲に合わせて選んでください。足囲は母趾と第 5 趾の付け根の周囲を計測してください。  
※サポーター、各種固定帯のサイズ計測値が 2 サイズのさかいになった場合は、特に記載のない限り、大きい方のサイズを選んでください。

LINE UP

04

2025 GENERAL CATALOGUE

# 衛生材料



- 粘着性伸縮包帯
- 伸縮包帯
- 伸縮ネット包帯
- 弾力チューブ包帯
- チューブ包帯
- 多目的防水パッド

ベネファクト®

適度な伸縮性で屈曲部にフィット。




主な用途

- 捻挫・脱臼時の固定
- カテーテル、ドレーンなどのチューブ類の固定
- 術後の圧迫固定

主な特長

- 適度な伸縮性と粘着力で動きのある関節部にもしっかりフィット。
- 皮膚への刺激が少ないアクリル系粘着剤を使用。
- ホワイトとベージュの2色を用意。



品 番	JANコード	種 類	製品規格(幅×実長)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
4101	4946452041016	ホワイト 1号	1.25cm×5m	24巻	¥4,500
4102	4946452041023	ホワイト 2号	2.50cm×5m	12巻	¥4,000
4103	4946452041030	ホワイト 3号	5.00cm×5m	6巻	¥4,000
4104	4946452041047	ホワイト 4号	7.50cm×5m	4巻	¥4,000
4105	4946452041054	ホワイト 5号	10.00cm×5m	3巻	¥4,000
4106	4946452041061	ホワイト 6号	3.75cm×5m	8巻	¥4,000
4111	4946452041115	ベージュ 1号	1.25cm×5m	24巻	¥4,500
4112	4946452041122	ベージュ 2号	2.50cm×5m	12巻	¥4,000
4113	4946452041139	ベージュ 3号	5.00cm×5m	6巻	¥4,000
4114	4946452041146	ベージュ 4号	7.50cm×5m	4巻	¥4,000
4115	4946452041153	ベージュ 5号	10.00cm×5m	3巻	¥4,000
4116	4946452041160	ベージュ 6号	3.75cm×5m	8巻	¥4,000

ベネルーク®

やわらかい不織布製の基布を使用。皮膚への刺激が少ない粘着剤を採用し、通気性にも配慮。




主な用途

- ガーゼ、脱脂綿、湿布薬などの固定
- カテーテル、ドレーンなどのチューブ類の固定

主な特長

- 皮膚への刺激が少ないアクリル系粘着剤を使用。
- 通気性を保つため、粘着剤をストライプ状に塗工。



品 番	JANコード	種 類	製品規格(幅×実長)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
17902	4946452179023	2号	2.5cm×10m	12巻	¥3,700
17904	4946452179047	4号	5.0cm×10m	6巻	¥3,700
17905	4946452179054	5号	7.5cm×10m	4巻	¥3,700
17906	4946452179061	6号	10.0cm×10m	3巻	¥3,700
17907	4946452179078	7号	15.0cm×10m	2巻	¥3,700

粘着性弾力包帯

ベネストーク®

弾力性のある強燃糸を使用した厚手タイプ。適度な圧迫固定が必要な時に適したタイプ。




主な用途

- カテーテル、ドレーンなどのチューブ類の固定
- 術後、止血、穿刺、肋骨骨折時の圧迫固定
- 関節可動域の抑制および固定
- 運動時のテーピング

主な特長

- 強燃糸を使用した弾力性のある厚手の基布で、圧迫固定に適したタイプ。
- 皮膚への刺激が少ないアクリル系粘着剤を使用。
- 通気性を保つため粘着剤をストライプ状に塗工。




品 番	JANコード	種 類	製品規格(幅×伸長)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
4302	4946452043027	2号	2.50cm×5m	12巻	¥4,200
4303	4946452043034	3号	3.75cm×5m	8巻	¥4,200
4304	4946452043041	4号	5.00cm×5m	6巻	¥4,200
4305	4946452043058	5号	7.50cm×5m	4巻	¥4,200
4306	4946452043065	6号	10.00cm×5m	3巻	¥4,200

弾力包帯

エルウェーブ®

オールコットン製の弾力包帯。約200%の伸長率で屈曲部にもフィット。



主な用途

- 副木などの固定
- 術後の圧迫固定

主な特長

- 伸長率は約200%。適度な厚手の生地で副木などの圧迫固定に適したタイプ。
- 肌あたりがよく吸湿性のあるコットン100%。
- オートクレープ滅菌が可能。
- 蛍光染料は不使用。



品 番	JANコード	種 類	製品規格(幅×伸長)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
022	4946452000228	2号	5.0cm×4.5m	6巻	¥1,300
023	4946452000235	3号	7.5cm×4.5m	6巻	¥2,000
024	4946452000242	4号	10.0cm×4.5m	6巻	¥2,500
027	4946452000273	7号	17.5cm×4.5m	6巻	¥4,100

エルテクト®

適度な弾力性と圧迫力。伸長率は約250%。

主な用途

- やけど・術後などの圧迫固定

主な特長

- 伸長率は約250%。
- 伸縮性の高い糸を使用し適度な弾力性と圧迫固定力によりさまざまな部位にフィット。
- やけどや術後の圧迫固定に適したタイプ。

品 番	JANコード	種 類	製品規格(幅×伸長)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
052	4946452000525	2号	5.0cm×9m	10巻	¥3,800
053	4946452000532	3号	7.5cm×9m	10巻	¥4,600
054	4946452000549	4号	10.0cm×9m	10巻	¥5,800
056	4946452000563	6号	15.0cm×9m	4巻	¥3,300

エルホワイト®

伸長率約300%。日常の創傷保護をはじめ汎用性の高い編み物製の包帯。

主な用途

- ガーゼ・湿布葉などの固定
- 創傷面の保護

主な特長

- 伸長率は約300%。
- 伸縮性に優れた糸を使用し動きのある関節部にもフィット。
- 日常の創傷保護に適したタイプ。
- ほつれにくく耐久性に優れた編み物製の包帯。

品 番	JANコード	種 類	製品規格(幅×伸長)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
012	4946452000129	2号	5.0cm×9m	10巻	¥1,400
013	4946452000136	3号	7.5cm×9m	10巻	¥1,900
014	4946452000143	4号	9.0cm×9m	10巻	¥2,300

エルホワイト®-S

伸長率は約300%。巻きずれしにくい織り加工を採用。日常の創傷保護に。

主な用途

- ガーゼ・湿布葉などの固定
- 創傷面の保護

主な特長

- 伸長率は約300%。
- 伸縮性に優れた糸を使用。動きのある関節部にもフィット。
- 日常の創傷保護に適したタイプ。
- 表面に凹凸のある織り加工を施して巻きずれを防止。
- 肌触りがよく、吸湿性や通気性に優れた生地を使用。

品 番	JANコード	種 類	製品規格(幅×伸長)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
032	4946452000327	2号	5.0cm×9m	10巻	¥1,600
033	4946452000334	3号	7.5cm×9m	10巻	¥2,100
034	4946452000341	4号	9.0cm×9m	10巻	¥2,500

伸縮ネット包帯

レテラタイ®

指から体幹までカバーできる豊富なサイズ構成。あらゆる部位に対応。



主な用途

- ガーゼ・湿布薬などの固定

主な特長

- 装着部位に合わせてカットが自在の伸縮性に富んだチューブ状のネット包帯。
- タテ・ヨコとも切り口がほつれない編み方を採用。
- 指から体幹まで幅広い範囲をカバーする豊富なサイズバリエーションを用意。



品 番	JANコード	種 類	製品規格(幅×伸長)	1 箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
00061	4946452000617	1号指	1.3cm×25m	1 巻	¥1,200
00062	4946452000624	2号手・足	2.5cm×25m	1 巻	¥1,400
00063	4946452000631	3号腕・下腿・足	2.8cm×25m	1 巻	¥1,850
00064	4946452000648	4号肩・大腿・膝	3.7cm×25m	1 巻	¥2,650
00065	4946452000655	5号頭・肩・大腿	6.1cm×25m	1 巻	¥3,500
00066	4946452000662	6号頭・胸・腰	7.8cm×25m	1 巻	¥4,200
00067	4946452000679	7号胸・腰	8.8cm×25m	1 巻	¥5,200

弾力チューブ包帯

エルチューブ®

弾力性のあるチューブ包帯。



主な用途

- 神経痛、リウマチなどの保温
- 軽度の圧迫
- 湿布薬の固定など

主な特長

- 重ねて装着することで圧迫力の調整が可能。



品 番	JANコード	種 類	製品規格(幅×実長)	1 箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
703	4946452007036	C腕(小)・手首・足首	6.75cm×5m	1 巻	¥2,500
704	4946452007043	D腕(中)・脚(小)	7.50cm×5m	1 巻	¥2,900
705	4946452007050	E腕(大)・脚(中)	8.75cm×5m	1 巻	¥2,900
706	4946452007067	F脚(大)・大腿部	10.00cm×5m	1 巻	¥3,300
707	4946452007074	G大腿部(大)	12.00cm×5m	1 巻	¥3,800
708	4946452007081	H胴(小児用)	14.00cm×5m	1 巻	¥4,300

ロールアップストッキネット

ドーナツ状に巻いたチューブ包帯。四肢全体のサポートや保温に。




- 主な用途
- 手術時における患者の四肢保温など
- 主な特長
- あらかじめドーナツ状に巻き上げてあるので、そのまま手足の先端にあてがい、ロール部分をごろがし伸ばすだけで、素早く装着可能。
  - 吸湿性に優れたソフトな肌ざわりの高品質の純綿糸を使用。
  - 各種サイズを用意。長さが一目でわかるように端糸を色分け。
  - 滅菌が可能(オートクレーブ、EOG)。

品 番	JANコード	種 類	製品規格(幅×長さ)	適用範囲	1箱入数	端糸の色	メーカー希望小売価格(税別)
110030	4946452017011	3号	7.6cm× 90cm	上肢	20コ	白	¥3,600
110041	4946452017028	4号A	10.2cm× 90cm	上肢	20コ	白	¥4,600
110042	4946452017035	4号B	10.2cm× 120cm	下肢	20コ	緑	¥6,100
110043	4946452017042	4号C	10.2cm× 150cm	下肢	20コ	青	¥7,600
110052	4946452017059	5号B	13.7cm× 120cm	下肢	20コ	緑	¥7,500
110053	4946452017066	5号C	13.7cm× 150cm	下肢	20コ	青	¥9,300

●(青)150cm ●(緑)120cm ○(白)90cm  
※長さごとに端糸を色分け

アンダーパッドC

ディスポーザブルタイプの防水パッド。用途に応じて各種サイズを用意。



- 主な用途
- 滲出液や出血の多く見られる分野での吸収・防水および汚れ防止
  - 体が不自由な方、寝たきりの方のおむつの補助パッドに
- 主な特長
- 衛生的なディスポーザブルの防水パッド。
  - 吸水性を高めるため、不織布製のトップシートを採用。
  - パッドを敷くときや交換のときの作業性を考慮した折り方を工夫。


品 番	JANコード	種 類	製品規格(タテ×ヨコ)	1ケース入数	メーカー希望小売価格(税別)
512211	4946452029809	P4360	43cm× 60cm	300枚(25枚× 12袋)	¥14,500 (1枚¥ 48.3)
512213	4946452029816	P5888	58cm× 88cm	150枚(25枚× 6袋)	¥16,500 (1枚¥110.0)
512215	4946452029823	P7575	75cm× 75cm	150枚(25枚× 6袋)	¥16,500 (1枚¥110.0)
512217	4946452029830	SA7575	75cm× 75cm ※高吸収タイプ	100枚(25枚× 4袋)	¥16,500 (1枚¥165.0)
512219	4946452029847	P75178	75cm× 178cm ※ベッドタイプ	50枚(25枚× 2袋)	¥11,500 (1枚¥230.0)

LINE UP

05

2025 GENERAL CATALOGUE

# 静脈還流関連製品



- 静脈還流用循環補助システム
- 逐次型空気圧式マッサージ器
- 医療用弾性ストッキング

# ハンドインキュベータ

手部の早期リハビリテーションのために。

主な用途

- 静脈うっ滞を抑える

主な特長

- 静脈のうっ滞を抑えることで、手部の早期リハビリテーションをサポート。
- 3段階の圧力(20・30・40mmHg)の選択が可能。
- チャンバーはシングルペイシエントユース(単一患者使用)仕様のため衛生的。
- チャンバーが透明なので、創部を確認しながら使用できる。
- 小型・軽量で持ち運び可能。



品番	JANコード	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
541000	4946452037132	1台	¥180,000

静脈還流用循環補助システム／一般医療機器／特定保守管理医療機器  
医療機器届出番号：13B2X90009000001  
製造販売業者：日東工器株式会社

※チャンバーは別売りになります。  
基本構成(本体+ホース)には含まれておりません。

別売品

## チャンバー



品番	541101
JANコード	4946452037149
1箱入数	1枚
メーカー希望小売価格(税別)	¥8,000

静脈還流用循環補助システム／一般医療機器  
／特定保守管理医療機器  
医療機器届出番号：13B2X90009000001  
製造販売業者：日東工器株式会社

## ホース




品番	541102
JANコード	4946452037156
1箱入数	1本
メーカー希望小売価格(税別)	¥15,000

逐次型空気圧式マッサージ器

# ケアスロン®



長期臥床時などの静脈還流の促進をサポート。



主な用途

- 空気圧で圧迫することにより下肢の静脈の血行を促進

主な特長

- 空気圧により足先から下腿部へ徐々に圧迫し静脈還流をサポート。
- 小型軽量で持ち運びしやすい形状。
- 就寝時などの快適性を妨げない低騒音。
- 快適清潔に使えるシングルペイシエントユース(単一患者使用)仕様のブーツ。
- 簡単操作で使いやすいパネルボタン仕様。
- 簡易設置を考慮したホース接続&専用フック。

品番	JANコード	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
551200	4946452012238	1台	¥140,000

逐次型空気圧式マッサージ器／管理医療機器／特定保守管理医療機器  
医療機器認証番号：218AHBZX00006000  
製造販売業者：日東工器株式会社

※ブーツは別売りになります。基本構成(本体+ホース)には含まれておりません。

別売品

## ブーツ



品番	JANコード	製品規格	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
552201	4946452012245	2枚1セット	1セット	¥8,000
552202	4946452012269	2枚5セット(10枚)	5セット	¥38,000

逐次型空気圧式マッサージ器／管理医療機器／特定保守管理医療機器  
医療機器認証番号：218AHBZX00006000  
製造販売業者：日東工器株式会社

## ホース



品番	552211
JANコード	4946452012252
1箱入数	1本
メーカー希望小売価格(税別)	¥10,000

弾性ストッキング

ATストッキング



上部に向けて圧迫圧を段階的に弱める設計で、下肢静脈還流を促進。



主な用途

- 下肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減または予防、静脈還流の促進

主な特長

- 脚形状に合わせて選べるように、膝下、股下の2つのタイプを用意。
- 足底部に長さ、上部にサイズがわかるよう色のついたラインを表示。
- 足底部の観察穴から血行の状態を確認可能。

部 位	足 首	ふくらはぎ	大 腿
圧迫圧	24.7hPa/18.5mmHg	20.0hPa/15.0mmHg	9.4hPa/ 7.0mmHg

※サイズ中心の方が装着したときの平均圧迫圧

●膝下

品 番	JANコード	種 類	適用範囲			サイズの色分け		1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
			足首周囲	ふくらはぎ周囲	膝下長	膝 元	足 裏		
554101	4946452069676	ショートS	17.5cm～20.0cm	25.0cm～32.0cm	30.5cm～36.0cm	きいろ	ピンク	1組	¥2,000
554102	4946452069683	ショートM	20.0cm～22.5cm	32.0cm～37.0cm	33.0cm～38.0cm	しろ			
554103	4946452069690	ショートL	22.5cm～25.0cm	37.0cm～42.0cm	35.5cm～41.0cm	あお			
554104	4946452069706	ショートLL	25.0cm～27.5cm	42.0cm～47.0cm	35.5cm～41.0cm	みどり			
554105	4946452069713	ショート3L	27.5cm～30.5cm	47.0cm～52.0cm	35.5cm～41.0cm	むらさき			
554200	4946452069720	レギュラーSS	15.0cm～17.5cm	23.0cm～30.0cm	31.0cm～36.5cm	みずいろ	しろ		
554201	4946452069737	レギュラーS	17.5cm～20.0cm	25.0cm～32.0cm	36.0cm～40.5cm	きいろ			
554202	4946452069744	レギュラーM	20.0cm～22.5cm	32.0cm～37.0cm	38.0cm～43.0cm	しろ			
554203	4946452069751	レギュラーL	22.5cm～25.0cm	37.0cm～42.0cm	41.0cm～45.5cm	あお			
554204	4946452069768	レギュラーLL	25.0cm～27.5cm	42.0cm～47.0cm	41.0cm～45.5cm	みどり			
554205	4946452069775	レギュラー 3L	27.5cm～30.5cm	47.0cm～52.0cm	41.0cm～45.5cm	むらさき			

●股下

品 番	JANコード	種 類	適用範囲				サイズの色分け		1箱 入数	メーカー 希望小売 価格(税別)
			足首周囲	ふくらはぎ周囲	大腿周囲	股下長	大 腿	足 裏		
555001	4946452069782	XショートS	17.5cm～20.0cm	25.0cm～32.0cm	40.5cm～55.5cm	58.5cm～66.0cm	きいろ	あお	1組	¥3,000
555002	4946452069799	XショートM	20.0cm～22.5cm	32.0cm～37.0cm	48.5cm～63.5cm		しろ			
555003	4946452069805	XショートL	22.5cm～25.0cm	37.0cm～42.0cm	58.5cm～73.5cm		あお			
555100	4946452069812	ショートSS	15.0cm～17.5cm	23.0cm～30.0cm	33.0cm～48.0cm	66.0cm～73.5cm	みずいろ	ピンク		
555101	4946452069829	ショートS	17.5cm～20.0cm	25.0cm～32.0cm	40.5cm～55.5cm		きいろ			
555102	4946452069836	ショートM	20.0cm～22.5cm	32.0cm～37.0cm	48.5cm～63.5cm		しろ			
555103	4946452069843	ショートL	22.5cm～25.0cm	37.0cm～42.0cm	58.5cm～73.5cm		あお			
555104	4946452069850	ショートLL	25.0cm～27.5cm	42.0cm～47.0cm	63.5cm～78.5cm	73.5cm～78.5cm	みどり	しろ		
555200	4946452069867	レギュラーSS	15.0cm～17.5cm	23.0cm～30.0cm	33.0cm～48.0cm		みずいろ			
555201	4946452069874	レギュラーS	17.5cm～20.0cm	25.0cm～32.0cm	40.5cm～55.5cm		きいろ			
555202	4946452069881	レギュラーM	20.0cm～22.5cm	32.0cm～37.0cm	48.5cm～63.5cm		しろ			
555203	4946452069898	レギュラーL	22.5cm～25.0cm	37.0cm～42.0cm	58.5cm～73.5cm		あお			
555204	4946452069904	レギュラーLL	25.0cm～27.5cm	42.0cm～47.0cm	63.5cm～78.5cm		みどり			

弾性ストッキング／一般医療機器  
医療機器届出番号：13B2X00187000002

- ※【膝下】：「足首周囲」、「ふくらはぎ周囲」、「膝下長」の3ヶ所を計測し、「足首周囲」、「膝下長」を基準にして製品を選んでください。
- ※【股下】：「足首周囲」、「ふくらはぎ周囲」、「大腿周囲」、「股下長」の4ヶ所を計測し、「足首周囲」、「股下長」を基準にして製品を選んでください。
- 足首周囲：最も細い部分    ふくらはぎ周囲：最も太い部分    大腿周囲：おしりから2.5cm下の部分
- 膝下長：踵から膝（膝裏部）までの長さ    股下長：踵からおしりの2.5cm下の部分までの長さ

サイズ選択時の留意点

- 「足首周囲」で選ぶサイズと、「ふくらはぎ周囲」のサイズが一致しない場合。  
＜差が1サイズ以内の場合＞ … 「足首周囲」で選んだサイズを選択してください。    ＜差が2サイズ以上の場合＞ … 適用できません。

CVストッキング

下肢静脈還流のサポートに。



- 主な用途**
- 下肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減または予防
  - 静脈還流の促進
- 主な特長**
- 静脈還流の促進を図る段階的圧迫設計。
  - 股下、膝下、膝下ソックスの3タイプを用意。
  - 日本人の体型を考慮した製品形状。
  - 履き口を折り返した裏側にサイズ識別のためのラインを追加。
  - 毎日履き続けるための様々な快適設計。

圧迫レベル	足 首	ふくらはぎ	大 腿
ライト	21.3hPa/16.0mmHg	14.7hPa/11.0mmHg	10.0hPa/ 7.5mmHg
ノーマル	28.7hPa/21.5mmHg	19.3hPa/14.5mmHg	13.3hPa/10.0mmHg

圧迫圧	タイプ	品 番	JANコード	種 類	適用範囲			サイズの色分け	1箱 入数	メーカー 希望小売 価格(税別)
					足首周囲	ふくらはぎ周囲	大腿周囲	膝元・大腿		
ライト	股下	525201	4946452072492	黒S	17.5cm～20.0cm	25.5cm～33.0cm	40.0cm～56.0cm	きいろ	1組	¥3,800
		525202	4946452072508	黒M	20.0cm～22.5cm	30.5cm～38.0cm	48.0cm～64.0cm	しろ		
		525203	4946452072515	黒L	22.5cm～25.0cm	35.5cm～43.0cm	58.0cm～74.0cm	あお		
		525211	4946452072522	ベージュ S	17.5cm～20.0cm	25.5cm～33.0cm	40.0cm～56.0cm	きいろ		
		525212	4946452072539	ベージュ M	20.0cm～22.5cm	30.5cm～38.0cm	48.0cm～64.0cm	しろ		
		525213	4946452072546	ベージュ L	22.5cm～25.0cm	35.5cm～43.0cm	58.0cm～74.0cm	あお		
	膝下	525101	4946452072430	黒S	17.5cm～20.0cm	25.5cm～33.0cm		きいろ	1組	¥3,300
		525102	4946452072447	黒M	20.0cm～22.5cm	30.5cm～38.0cm		しろ		
		525103	4946452072454	黒L	22.5cm～25.0cm	35.5cm～43.0cm		あお		
		525111	4946452072461	ベージュ S	17.5cm～20.0cm	25.5cm～33.0cm		きいろ		
		525112	4946452072478	ベージュ M	20.0cm～22.5cm	30.5cm～38.0cm		しろ		
		525113	4946452072485	ベージュ L	22.5cm～25.0cm	35.5cm～43.0cm		あお		
	膝下 ソックス	525001	4946452072409	黒S	17.5cm～20.0cm	25.5cm～33.0cm		きいろ	1組	¥3,300
		525002	4946452072416	黒M	20.0cm～22.5cm	30.5cm～38.0cm		しろ		
		525003	4946452072423	黒L	22.5cm～25.0cm	35.5cm～43.0cm		みどり		
ノーマル	股下	526201	4946452072645	黒S	17.5cm～20.0cm	25.5cm～33.0cm	40.0cm～56.0cm	ちゃいろ	1組	¥4,100
		526202	4946452072652	黒M	20.0cm～22.5cm	30.5cm～38.0cm	48.0cm～64.0cm	みずいろ		
		526203	4946452072669	黒L	22.5cm～25.0cm	35.5cm～43.0cm	58.0cm～74.0cm	みどり		
		526211	4946452072676	ベージュ S	17.5cm～20.0cm	25.5cm～33.0cm	40.0cm～56.0cm	ちゃいろ		
		526212	4946452072683	ベージュ M	20.0cm～22.5cm	30.5cm～38.0cm	48.0cm～64.0cm	みずいろ		
		526213	4946452072690	ベージュ L	22.5cm～25.0cm	35.5cm～43.0cm	58.0cm～74.0cm	みどり		
	膝下	526101	4946452072584	黒S	17.5cm～20.0cm	25.5cm～33.0cm		ちゃいろ	1組	¥3,600
		526102	4946452072591	黒M	20.0cm～22.5cm	30.5cm～38.0cm		みずいろ		
		526103	4946452072607	黒L	22.5cm～25.0cm	35.5cm～43.0cm		みどり		
		526111	4946452072614	ベージュ S	17.5cm～20.0cm	25.5cm～33.0cm		ちゃいろ		
		526112	4946452072621	ベージュ M	20.0cm～22.5cm	30.5cm～38.0cm		みずいろ		
		526113	4946452072638	ベージュ L	22.5cm～25.0cm	35.5cm～43.0cm		みどり		
	膝下 ソックス	526001	4946452072553	黒S	17.5cm～20.0cm	25.5cm～33.0cm		むらさき	1組	¥3,600
		526002	4946452072560	黒M	20.0cm～22.5cm	30.5cm～38.0cm		あお		
		526003	4946452072577	黒L	22.5cm～25.0cm	35.5cm～43.0cm		ちゃいろ		

弾性ストッキング／一般医療機器  
医療機器届出番号：13B2X00187000001

※【股下】：「足首周囲」、「ふくらはぎ周囲」、「大腿周囲」の3ヶ所を計測し、「足首周囲」、「ふくらはぎ周囲」を基準にして製品を選んでください。

※【膝下】：「足首周囲」、「ふくらはぎ周囲」の2ヶ所を計測し、製品を選んでください。

足首周囲：最も細い部分    ふくらはぎ周囲：最も太い部分    大腿周囲：おしりから2.5cm下の部分

サイズ選択時の留意点

- 「足首周囲」で選ぶサイズと、「ふくらはぎ周囲」のサイズが一致しない場合。  
＜差が1サイズ以内の場合＞ … 「足首周囲」で選んだサイズを選択してください。    ＜差が2サイズ以上の場合＞ … 適用できません。

LINE UP

06

2025 GENERAL CATALOGUE

# ブレストケア製品




- 乳がん術後用シリコンパッド
- 専用下着
- 医療用弾性スリーブ

乳がん術後用シリコンパッド【ブラジャーに入れて使うタイプ】

326 アダプトエア エクストラライト 2SN

様々な胸壁形状に適応可能



主な用途

- 人工乳房

主な特長

- 付属のポンプで空気を入れることでボリュームが調整でき、左右対称なシルエットを表現。
- 快適な温度を保つ温度調整素材を配合したシリコンを使用。
- 様々な乳房・下着の形状に適応し、胸壁とブラジャーの隙間がなくジャストフィット。
- 柔らかい軽量シリコンを採用。肩や首への負担を軽減。

（セット内容）  
シリコンパッド1コ、専用ケース1コ、ポンプ1コ、  
使用説明書、ご愛用のしおり

品 番	JANコード	種 類	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
851001	4026275117362	1	1コ	¥50,000
851002	4026275117379	2	1コ	¥50,000
851003	4026275117386	3	1コ	¥50,000
851004	4026275117393	4	1コ	¥50,000
851005	4026275117409	5	1コ	¥50,000
851006	4026275117416	6	1コ	¥50,000
851007	4026275117423	7	1コ	¥50,000
851008	4026275117430	8	1コ	¥50,000

※シリコンパッドのサイズ選びについては、他のシリコンパッドと同様です。  
アモエナカタログのサイズ表を必ずご確認ください。  
※アダプトエアはボリューム調整可能な製品です。

別売品

アダプトエア用ポンプ

品 番	895200
JANコード	4026275371191
種 類	—
1箱入数	1コ
メーカー希望小売価格(税別)	¥2,800

乳がん術後用シリコンパッド[直接肌につけるタイプ]

382 コンタクト3S

あなたの体の一部のように。



主な用途

- 人工乳房

主な特長

- 前屈姿勢でもはずれにくい安定したフィット感。
- 胸壁で支えるため肩への負担が軽減。
- 付属品のバックングストリップを裏側に粘着させると、通常のブラジャー挿入型としても使用可能。
- 左右どちらにも使用可能。

〈セット内容〉

シリコンパッド1コ、バックングストリップ1枚、  
予備プロテクトフィルム2枚、アモエナ ブラシ1本、  
専用ケース1コ、ご愛用のしおり・使用説明書

品 番	JANコード	種 類	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
802200	4026275371580	0	1コ	¥47,000
802201	4026275371597	1	1コ	¥47,000
802202	4026275371603	2	1コ	¥47,000
802203	4026275371610	3	1コ	¥47,000
802204	4026275371627	4	1コ	¥47,000
802205	4026275371634	5	1コ	¥47,000
802206	4026275371641	6	1コ	¥47,000
802207	4026275371658	7	1コ	¥47,000
802208	4026275371665	8	1コ	¥47,000
802209	4026275371672	9	1コ	¥47,000

別売品

バックングストリップ(コンタクト3S用)

品 番	JANコード	種 類	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
892200	4026275106366	0～2	1枚	¥1,200
892203	4026275106373	3～4	1枚	¥1,200
892205	4026275106380	5～6	1枚	¥1,200
892207	4026275106397	7～8	1枚	¥1,200
892209	4026275107059	9	1枚	¥1,200

別売品

アモエナ ブラシ



品 番	890001
JANコード	4026275214115
1箱入数	1本
メーカー希望小売価格(税別)	¥1,000

341 エナジーライト2U

よりよい快適性と装着感を。



〈セット内容〉  
シリコンパッド 1 コ、ご愛用のしおり

主な用途

- 人工乳房

主な特長

- 肌側を立体のパール形状に加工、計算された配列で通気性を確保。
- 軽量タイプ(382 コンタクト3S、エッセンシャル2Eより約30%軽量)で、肩や首への負担を軽減。

品 番	JANコード	種 類	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
811201	4026275573052	1	1コ	¥35,000
811202	4026275573069	2	1コ	¥35,000
811203	4026275573076	3	1コ	¥35,000
811204	4026275573083	4	1コ	¥35,000
811205	4026275573090	5	1コ	¥36,500
811206	4026275573106	6	1コ	¥36,500
811207	4026275573113	7	1コ	¥36,500
811208	4026275573120	8	1コ	¥36,500
811209	4026275573137	9	1コ	¥36,500

396 ナチュラ1S

自然な見た目と動き。



〈セット内容〉  
シリコンパッド 1 コ、ご愛用のしおり

主な用途

- 人工乳房

主な特長

- どなたにでも合わせやすい三角形型。
- バストのトップが中央より低い位置にある方により合う形。
- 表層は柔らかいシリコンを使用し、裏層は軽さを出すために軽量シリコンを使用した2層構造。
- より本物のバストに近い自然な揺れと感触。
- 左右どちらにも使用可能。

品 番	JANコード	種 類	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
822201	4026275473109	1	1コ	¥30,000
822202	4026275473116	2	1コ	¥30,000
822203	4026275473123	3	1コ	¥30,000
822204	4026275473130	4	1コ	¥30,000
822205	4026275473147	5	1コ	¥30,000
822206	4026275473154	6	1コ	¥30,000
822207	4026275473161	7	1コ	¥30,000
822208	4026275473178	8	1コ	¥30,000
822209	4026275473185	9	1コ	¥30,000

骨折マネジメント

アイシング

サポーター

衛生材料

静脈遠流関連製品

プレストケア製品

計測・測定装置

リハビリ・トレーニング機器

超音波画像診断装置

## 乳がん術後用シリコンパッド[ブラジャーに入れて使うタイプ]

## エッセンシャル2E

ボディバランスと安心感を。



## 主な用途

- 人工乳房

## 主な特長

- わきの下までカバーできる「しずく」型(横長デザイン)。
- バストのトップが中央付近にある方により合う形。
- 左右のバランスを保つのに程よい重さ。
- 左右どちらにも使用可能。

## 〈セット内容〉

シリコンパッド 1 コ、ご愛用のしおり

品 番	JANコード	種 類	1 箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
842200	4946452056744	0	1 コ	¥ 26,000
842201	4946452056751	1	1 コ	¥ 26,000
842202	4946452056768	2	1 コ	¥ 26,000
842203	4946452056775	3	1 コ	¥ 26,000
842204	4946452056782	4	1 コ	¥ 26,000
842205	4946452056799	5	1 コ	¥ 26,000
842206	4946452056805	6	1 コ	¥ 26,000
842207	4946452056812	7	1 コ	¥ 26,000
842208	4946452056829	8	1 コ	¥ 26,000
842209	4946452056836	9	1 コ	¥ 26,000

## 乳がん術後用シリコンパッド[部分補整するタイプ]

## 220 バランスナチュラ MD

乳房温存手術後や乳房再建術後の補整用のシリコンパッド。



## 主な用途

- 人工乳房

## 主な特長

- 術後の左右の乳房の差異やブラジャーのカップを綺麗な形に補整。
- ボリュームの足りない部分を補整。
- 左右どちらにも使用可能。
- 専用ポケットのないブラジャーでも使用可能。

## 〈セット内容〉

シリコンパッド 1 コ、ご愛用のしおり

品 番	JANコード	種 類	1 箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
865203	4026275241951	3	1 コ	¥ 15,000
865205	4026275241975	5	1 コ	¥ 15,000
865207	4026275241999	7	1 コ	¥ 15,000

ナンシー

ムレ感軽減サポートブラ



主な用途

- 乳がん術後用シリコンパッド専用ブラジャー

主な特長

- ブラジャーのポケット部分に通気性の良い素材を採用。シリコンパッド使用時のムレを軽減。
- 幅広ストラップを採用。シリコンパッドをしっかり支え、重さを分散し、肩の負担を軽減。

品 番	JANコード	種 類	1 箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
885122	4026275025759	75B	1 枚	¥5,400
885123	4026275025810	75C	1 枚	¥5,400
885132	4026275025766	80B	1 枚	¥5,400
885133	4026275025827	80C	1 枚	¥5,400
885134	4026275025926	80D	1 枚	¥5,400
885142	4026275025773	85B	1 枚	¥5,400
885143	4026275025834	85C	1 枚	¥5,400
885144	4026275025933	85D	1 枚	¥5,400
885152	4026275025780	90B	1 枚	¥5,400
885153	4026275025841	90C	1 枚	¥5,400
885154	4026275025940	90D	1 枚	¥5,400
885162	4026275025797	95B	1 枚	¥5,400
885163	4026275025858	95C	1 枚	¥5,400

骨折マネジメント

アイシング

サポーター

衛生材料

静脈還流関連製品

プレストケア製品

計測・測定装置

リハビリ・トレーニング機器

超音波画像診断装置

専用下着

イサドラ

シリコンパッドしっかりサポートブラ



主な用途

- 乳がん術後用シリコンパッド専用ブラジャー

主な特長

- 幅広のパッド入りストラップを採用。シリコンパッドをしっかり支え、重さを分散し、肩の負担を軽減。
- 3つのパーツで構成されたカップにより、優れたサポート力とフィット感を実現。
- 刺繍部分にメッシュ生地を採用。軽やかな印象と、通気性を確保。
- ポケットの内側に柔らかく肌当たりの良い生地を使用。

品 番	JANコード	種 類	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
886121	4026275485713	75A	1 枚	¥6,300
886122	4026275485812	75B	1 枚	¥6,300
886123	4026275485904	75C	1 枚	¥6,300
886131	4026275485720	80A	1 枚	¥6,300
886132	4026275485829	80B	1 枚	¥6,300
886133	4026275485911	80C	1 枚	¥6,300
886134	4026275486000	80D	1 枚	¥6,300

品 番	JANコード	種 類	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
886141	4026275485737	85A	1 枚	¥6,300
886142	4026275485836	85B	1 枚	¥6,300
886143	4026275485928	85C	1 枚	¥6,300
886144	4026275486017	85D	1 枚	¥6,300
886151	4026275485744	90A	1 枚	¥6,300
886152	4026275485843	90B	1 枚	¥6,300
886153	4026275485935	90C	1 枚	¥6,300

ララ

リラックス、そして快適。



- 主な用途
- 乳がん術後用シリコンパッド専用ブラジャー
- 主な特長
- 薄手のアウターにもひびきにくいデザイン。
  - 乳頭が透けず、形がきれいなモールドカップ。

品 番	JANコード	種 類	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
883111	4026275319728	70A	1枚	¥5,400
883112	4026275319735	70B	1枚	¥5,400
883113	4026275319742	70C	1枚	¥5,400
883120	4026275347691	75AA	1枚	¥5,400
883121	4026275319759	75A	1枚	¥5,400
883122	4026275319766	75B	1枚	¥5,400
883123	4026275319773	75C	1枚	¥5,400
883130	4026275347707	80AA	1枚	¥5,400
883131	4026275319780	80A	1枚	¥5,400
883132	4026275319797	80B	1枚	¥5,400

品 番	JANコード	種 類	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
883133	4026275319803	80C	1枚	¥5,400
883140	4026275347714	85AA	1枚	¥5,400
883141	4026275319810	85A	1枚	¥5,400
883142	4026275319827	85B	1枚	¥5,400
883143	4026275319834	85C	1枚	¥5,400
883150	4026275347721	90AA	1枚	¥5,400
883151	4026275319841	90A	1枚	¥5,400
883152	4026275319858	90B	1枚	¥5,400
883153	4026275319865	90C	1枚	¥5,400

専用下着

イサベル

あなた自身のスタイルを。



- 主な用途
- 乳がん術後用シリコンパッド専用ブラジャー
- 主な特長
- 愛らしいレースをふんだんにあしらったキャミソール型ブラジャー。
  - 胸元のレースが高い位置までくるので傷口をカバー。
  - 色はホワイトとブラックの2色を用意。

カラー	品 番	JANコード	種 類	1箱入数	メーカー希望 小売価格(税別)
ホワイト	882211	0747122181117	70A	1枚	¥4,500
	882212	0747122181216	70B	1枚	¥4,500
	882220	0747122182015	75AA	1枚	¥4,500
	882221	0747122182114	75A	1枚	¥4,500
	882222	0747122182213	75B	1枚	¥4,500
	882223	0747122182312	75C	1枚	¥4,500
	882224	0747122182411	75D	1枚	¥4,500
	882230	0747122183012	80AA	1枚	¥4,500
	882231	0747122183111	80A	1枚	¥4,500
	882232	0747122183210	80B	1枚	¥4,500
	882233	0747122183319	80C	1枚	¥4,500
	882234	0747122183418	80D	1枚	¥4,500
	882240	0747122184019	85AA	1枚	¥4,500
	882241	0747122184118	85A	1枚	¥4,500
	882242	0747122184217	85B	1枚	¥4,500
	882243	0747122184316	85C	1枚	¥4,500
	882244	0747122184415	85D	1枚	¥4,500
	882251	0747122185115	90A	1枚	¥4,500
	882252	0747122185214	90B	1枚	¥4,500
	882253	0747122185313	90C	1枚	¥4,500

カラー	品 番	JANコード	種 類	1箱入数	メーカー希望 小売価格(税別)
ブラック	882111	4946452032908	70A	1枚	¥4,500
	882112	4946452032915	70B	1枚	¥4,500
	882120	4946452032922	75AA	1枚	¥4,500
	882121	4946452032939	75A	1枚	¥4,500
	882122	4946452032946	75B	1枚	¥4,500
	882123	4946452032953	75C	1枚	¥4,500
	882124	4946452032960	75D	1枚	¥4,500
	882130	4946452032977	80AA	1枚	¥4,500
	882131	4946452032984	80A	1枚	¥4,500
	882132	4946452032991	80B	1枚	¥4,500
	882133	4946452033004	80C	1枚	¥4,500
	882134	4946452033011	80D	1枚	¥4,500
	882140	4946452033028	85AA	1枚	¥4,500
	882141	4946452033035	85A	1枚	¥4,500
	882142	4946452033042	85B	1枚	¥4,500
	882143	4946452033059	85C	1枚	¥4,500
	882144	4946452033066	85D	1枚	¥4,500
	882151	4946452033073	90A	1枚	¥4,500
	882152	4946452033080	90B	1枚	¥4,500
	882153	4946452033097	90C	1枚	¥4,500

医療用弾性スリーブ／弾性ストッキング

リンパディーバ

着け心地にこだわった医療用弾性スリーブ。



- 主な用途
- 上肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減又は予防
- 主な特長
- 手首部の圧迫圧：27-40hPa / 20-30mmHg
- 手首から体幹に向けて段階的に圧迫圧を弱めていく段階的圧迫圧設計で上肢の静脈還流をサポート。
  - しなやかな伸縮性に富む素材を使用しているので、着用感はとても優しく快適。
  - 速乾性、通気性に優れた素材を使用しムレにくく快適。360度ストレッチ加工で上肢の動きを妨げることなくサポート。
  - 縫い目のないシーMLS仕様で肌に優しくフィット。
  - 日本人の体型を考慮した長さ。
  - ブラック、ベージュの2色を用意。

品 番	JANコード	種 類	適用範囲 (手首周囲)	適用範囲 (前腕中央部周囲)	適用範囲 (上腕中央部周囲)	1箱入数	メーカー希望 小売価格(税別)
530001	4946452030072	シックベージュ S	14.6cm ～ 19.0cm	17.8cm ～ 23.0cm	21.6cm ～ 39.4cm	1 枚	¥7,000
530002	4946452030089	シックベージュ M	16.5cm ～ 21.6cm	22.0cm ～ 29.2cm	27.0cm ～ 45.0cm	1 枚	¥7,000
530003	4946452030096	シックベージュ L	19.0cm ～ 23.5cm	28.9cm ～ 34.3cm	32.4cm ～ 50.5cm	1 枚	¥7,000
530101	4946452030102	オニキスブラック S	14.6cm ～ 19.0cm	17.8cm ～ 23.0cm	21.6cm ～ 39.4cm	1 枚	¥7,000
530102	4946452030119	オニキスブラック M	16.5cm ～ 21.6cm	22.0cm ～ 29.2cm	27.0cm ～ 45.0cm	1 枚	¥7,000
530103	4946452030126	オニキスブラック L	19.0cm ～ 23.5cm	28.9cm ～ 34.3cm	32.4cm ～ 50.5cm	1 枚	¥7,000

弾性ストッキング／一般医療機器  
医療機器届出番号：13B2X00187000005

※「手首周囲」がどのサイズにも当てはまらない場合は、本品は適用できません。  
※「手首周囲」で選択したサイズに前腕および上腕周囲が当てはまらない場合は、医師の指示に従って適用サイズを決めてください。  
※前腕および上腕周囲がどのサイズにも当てはまらない場合は、本品は適用できません。

LINE UP

07

2025 GENERAL CATALOGUE

# 計測・測定装置



- 超音波骨密度測定装置
- 十字靱帯機能検査機器

超音波踵骨測定装置FRS-100A LIAQUS ポータブル

骨塩定量  
検査

小型・軽量で測定が簡便な超音波骨密度測定装置。



主な用途

- 骨の性状の診断のため、踵骨を伝播する超音波パルスの音速を計測すること

主な特長

- ボタンを押すだけの簡単操作。スピーディーな測定で骨粗鬆症のスクリーニングが可能。
- 小型・軽量で持ち運びができるため、施設内の他、訪問診療、地域健診や公開講座のようなイベントなど使用シーンや場所を選ばず使用可能。
- 測定結果は当社 Web ページまたは付属の記録用紙で確認できる。
- AC 電源、バッテリー駆動のどちらでも使用でき、内蔵バッテリーでは約 6 時間連続動作が可能。充電しながらでも使用できる。
- 持ち運びしやすい専用バッグ付き。

〈セット内容〉

本体、足置きプレート、ACアダプター、超音波ゲル、記録用紙、持ち運び用バッグ



品 番	JANコード	1 箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
584000	4946452074588	1 セット	¥720,000

販売名：超音波踵骨測定装置 FRS-100A  
超音波骨密度測定装置 / 管理医療機器 / 特定保守管理医療機器  
医療機器認証番号：305AHBZX00038000

別売品

超音波ゲル



品 番	575101
JANコード	4946452419716
1 箱入数	1 本
メーカー希望小売価格(税別)	¥950

十字靱帯機能検査機器

十字靱帯機能検査機器 KS Measure KSM-100

膝の安定性を定量的に測定し、十字靱帯の機能評価が可能。



主な用途

- 膝関節における脛骨の前方または後方動揺性を評価し、十字靱帯機能の検査に用いる

主な特長

- 視認性のよいデジタル表示。
- 軽量、コンパクト設計。
- シンプルな操作性と操作性を考慮したデザイン。
- キャリブレーション(校正、調整)ツールを同梱。
- メモリー機能搭載。

〈セット内容〉


本体、膝置き台、足置き台、重さゲージ(30N)、USB ケーブル、付属 CD-ROM、キャリブレーションブロック

品 番	JANコード	1 箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
260100	4946452037552	1 セット	¥1,300,000

十字靱帯機能検査機器／管理医療機器  
医療機器認証番号：223AHBZX00013000

別売品

トラクションベルト



品 番	260201
JANコード	4946452037569
1 箱入数	1 本
メーカー希望小売価格(税別)	¥5,000

下肢固定ベルト



品 番	260202
JANコード	4946452037576
1 箱入数	1 本
メーカー希望小売価格(税別)	¥2,000

超音波骨密度測定装置「ミネライザー」別売品

内部プリンタ用紙



品 番	581103
JANコード	4946452024040
1 箱入数	1 本
メーカー希望小売価格(税別)	¥1,000

LINE UP

08

2025 GENERAL CATALOGUE

# リハビリ・トレーニング機器



- 体幹トレーニング装置
- 能動型下肢用他動運動訓練装置

体幹トレーニング装置

RECORE<sup>®</sup>

空気圧を利用した体幹トレーニング装置。



〈セット内容〉  
本体、ACアダプタ、電源コード

主な用途

- 体幹筋群のトレーニング

主な特長

- 座ったままで体幹筋群のトレーニングが可能。転倒のリスクが少なく、腰部に痛みのある方や体力・筋力のない方でも無理のない範囲で継続して利用できる。
- 使用者に合わせてトレーニング時間、力を入れる時間、力を抜く時間、目標圧力値など各種設定が可能。
- ユーザーIDを設定し、使用履歴確認ができ、使用管理ができる。
- 測定モードにより、体幹筋力を数値化できる。
- 軽量・コンパクト設計で持ち運びができるので使用シーンを選ばない。
- 見やすい大きな画面とボタンを押すだけの簡単操作。



品番	JANコード	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
736000	4946452065777	1セット	¥300,000

※体幹カフは別売りになります。基本構成には含まれておりません。

別売品

体幹カフ(ショート)



品番	736110
JANコード	4946452065784
適用範囲(胴囲)	55cm～85cm
1箱入数	1コ
メーカー希望小売価格(税別)	¥11,000

体幹カフ(ロング)



品番	736120
JANコード	4946452065791
適用範囲(胴囲)	85cm～115cm
1箱入数	1コ
メーカー希望小売価格(税別)	¥11,000

RECORE<sup>®</sup> トレーニングベルト

体幹カフと手動の空気圧調整機構を一体化。  
電源を必要とせず「RECORE<sup>®</sup>」と同様の理論で体幹トレーニングが可能。



主な用途  
● 体幹筋群のトレーニング

主な特長  
● 空気圧を利用した体幹トレーニングが簡易的に可能。  
● 座位や立位、臥位など楽な姿勢で体幹筋群のトレーニングができる。  
● 手動のポンプで簡単に空気圧調整が可能。  
● 電源不要で場所を選ばずトレーニングが可能。



品 番	JANコード	種 類	適用範囲(胸囲)	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
736210	4946452071730	ショート	55cm ~ 85cm	1コ	¥12,000
736220	4946452071747	ロング	85cm ~ 115cm	1コ	¥12,000

骨折マネジメント

アイシング

サポーター

衛生材料

静脈還流関連製品

プレストケア製品

計測・測定装置

リハビリ・  
トレーニング機器

超音波画像  
診断装置

能動型下肢用他動運動訓練装置

能動型下肢用他動運動訓練装置 ARTROMOT-K1

シンプル設計で操作性に優れた下肢用CPM装置。




〈セット内容〉  
本体、リモコン、電源コード

主な用途

- 関節の癒着・拘縮の予防および関節可動域の改善を行うために使用

主な特長

- 各種設定はすべてリモコンで簡単に設定可能。
- 自動停止タイマー機能付き。
- シンプル構造でお手入れも簡単。
- 患者様に優しいウォームアップ機能搭載。
- 誤作動を防ぐキーロック機能付き。




品 番	JANコード	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
574000	4946452052845	1台	¥930,000

能動型下肢用他動運動訓練装置／管理医療機器／特定保守管理医療機器  
医療機器認証番号：227AIBZX00016000

能動型下肢用他動運動訓練装置「オプティフレックス3」別売品

患者キット(オプティフレックス3)



〈セット内容〉  
足ラップ、下腿固定ベルト、脚下マット、フレームカバー

品 番	572106
JANコード	4946452018971
1箱入数	1セット
メーカー希望小売価格(税別)	¥8,800


低周波治療器「リハブ400」別売品

リハブ400 充電電池

品 番	704004
JANコード	4946452050957
1 箱入数	1 コ
メーカー希望小売価格(税別)	¥10,000


低周波治療器「リハブ」別売品

電極パッドP(5×5cm)




品 番	JANコード	1 箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
704100	4946452057338	1 袋 (4 枚入)	¥2,530

電極パッドS(5×5cm)




品 番	704102
JANコード	4946452057376
1 箱入数	1 袋 (4 枚入)
メーカー希望小売価格(税別)	¥2,530

接続ケーブルセットP



品 番	704104
JANコード	4946452057390
1 箱入数	1 セット (4 本)
メーカー希望小売価格(税別)	¥13,200

電極パッドP(5×9cm)



品 番	JANコード	1 箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
704101	4946452057345	1 袋 (4 枚入)	¥2,530

電極パッドS(5×10cm)



品 番	704103
JANコード	4946452057383
1 箱入数	1 袋 (2 枚入)
メーカー希望小売価格(税別)	¥2,530

充電電池パック

品 番	704106
JANコード	4946452057413
1 箱入数	1 コ
メーカー希望小売価格(税別)	¥10,000

骨折マネジメント

アイシング

サポーター

衛生材料

静脈還流関連製品

プレステケア製品

計測・測定装置

トレーニング機器

超音波画像診断装置

LINE UP

09

2025 GENERAL CATALOGUE

# 超音波画像診断装置



汎用超音波画像診断装置

ポケットエコー miruco CL5

導入しやすい価格帯で診療に必要な基本機能を搭載したポケットエコー。



＜セット内容＞  
プローブ、保護カバー、USB ケーブル、ワイヤレス充電器、超音波ゲル、スタートアップガイド  
※基本セットにタブレットやスマートフォンなどの表示器およびワイヤレス充電器用の AC アダプタは含まれません。

- 主な用途
- 超音波を用いて体内の形状、性状又は動態を可視化し、画像情報を診断のために提供すること。
- 主な特長
- デュアルプローブとドプラ機能により、1 台で幅広い領域・部位へ使用可能。
  - 周辺を気にすることなく取り回しがしやすいケーブルレス仕様で、表示器を自由な位置に設置することもできる。
  - 自身の診療スタイルに合わせて表示器のサイズを選択可能。
  - 2時間の連続動作時間で院外での使用時も安心。
- ※プローブを充電しながらの使用はできません。連続動作時間は温度環境や使用年数によって変化します。

搭載機能：カラー・パワードプラ／領域別のプリセット／パルスドプラ／穿刺ガイド／2 画面表示（iPad のみで表示可能）／各種計測・容積計測  
防水・防塵性：IPX5

一 般 的 名 称	汎用超音波画像診断装置 (40761000)
販 売 名	ポケットエコー miruco CL5
医 療 機 器 分 類	管理医療機器
特定保守管理医療機器	該当
医 療 機 器 認 証 番 号	306AFBZX00100000
製 造 販 売 業 者	日本シグマックス株式会社



- 表示器：iPad シリーズまたは iPhone（iOS のタブレット、スマートフォン）をご用意願います。動作環境：iOS 12.0 以上または iPad OS 12.0 以上
- ※ Android では動作を保証しておりません。
- ※ iPad、iPhone、iOS、iPadOS は Apple Inc. の商標です。Android は Google LLC の商標です。
- AC アダプター：AC100V 対応品（USB Type A 挿入口があるもの）をご用意願います。

本体価格・保証プラン

本体価格(基本保証 1 年)	保証プラン(安心 3 年サポート) ※本体価格に付加
¥ 495,000 (税込)	¥ 115,500 (税込)
基本保証：1 年 通常使用における製品起因の故障をカバー ＜無償＞ ・ 検査修理中の代替機の貸し出し ・ 故障部品の交換 ・ 点検費 ※バッテリーの消耗による交換は含みません。	安心 3 年サポート 基本保証に加え、過失や事故による修理 (初回のみ) まで幅広くカバー 有償修理も 3 回目までは一部補償 ・ 修理 1 回目：無償 (※初回のみバッテリーの交換も対象) ・ 修理 2 回目：お客様負担 50% ・ 修理 3 回目：お客様負担 70%

デモ依頼、お問い合わせは下記ホームページより承っています。

ホームページ  
(お問い合わせはこちらから)

<https://www.sigmax-miruco.com/>





2025 GENERAL CATALOGUE

# 各種ご案内

# 弊社製品に関する保険情報

※正式な診療報酬に関する情報などは、厚生労働省の告知・通知・診療報酬点数表などをご確認ください。  
※マークは当社独自のものです。

超音波骨折治療法	超音波骨折治療器を使用しての超音波骨折治療法は「四肢の骨折」への保険適用が認められています。
	対象商品：アクセラス2
<b>K047-3 超音波骨折治療法（一連につき） 4,620 点</b> 注 骨折観血的手術等が行われた後に本区分が行われた場合に限り算定する。	
<p>(1) 超音波骨折治療法は四肢（手足を含む）の観血的手術、骨切り術又は偽関節手術を実施した後に、骨折治癒期間を短縮する目的で、当該骨折から 3 週間以内に超音波骨折治療法を開始した場合に算定する。なお、やむを得ない理由により 3 週間を超えて当該超音波骨折治療法を開始した場合であっても、診療報酬明細書の摘要欄にその理由を詳細に記載すること。</p> <p>(2) 当該治療を開始してから 3 か月間又は骨癒合するまでの間、原則として連日、継続して実施する場合に、一連のものとして 1 回のみ所定点数を算定する。なお、算定に際しては、当該治療の実施予定期間及び頻度について患者に対して指導した上で、当該指導内容を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。</p> <p>(3) 当該治療法を 1 回行った後に再度行った場合又は入院中に開始した当該療法を退院した後に継続して行っている場合であっても、一連として 1 回のみ算定する。</p> <p>(4) 本手術の所定点数には、使用される機器等（医師の指示に基づき、患者が自宅等において当該治療を継続する場合を含む。）の費用が含まれる。</p> <p>(5) 本手術に併せて行った「J119」消炎鎮痛等処置、「J119-2」腰部又は胸部固定帯固定又は「J119-4」肛門処置については、別に算定できない。</p>	
<b>K047-2 難治性骨折超音波治療法（一連につき） 12,500 点</b> 「K047」難治性骨折電磁波電気治療法の取り扱いと同様とする。	
<p>(1) 対象は四肢（手足を含む）の遷延治癒骨折や偽関節であって、観血的手術、「K044」骨折非観血的整復術、「K045」骨折経皮的鋼線刺入固定術又は「K047-3」超音波骨折治療法等の療法を行っても治癒しない難治性骨折に対して行った場合に限り算定する。ただし、やむを得ない理由により観血的手術、「K044」骨折非観血的整復術、「K045」骨折経皮的鋼線刺入固定術又は「K047-3」超音波骨折治療法等の療法を行わずに難治性骨折電磁波電気治療法を行った場合であっても、診療報酬明細書の摘要欄にその理由を詳細に記載すること。</p> <p>(2) 当該治療を開始してから 6 か月間又は骨癒合するまでの間、原則として連日、継続して実施する場合に、一連のものとして 1 回のみ所定点数を算定する。なお、算定に際しては、当該治療の実施予定期間及び頻度について患者に対して指導した上で、当該指導内容を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。</p> <p>(3) 当該治療法を 1 回行った後に再度行った場合又は入院中に開始した当該療法を退院した後に継続して行っている場合であっても、一連として 1 回のみ算定する。</p> <p>(4) 本手術の所定点数には、使用される機器等（医師の指示に基づき、患者が自宅等において当該治療を継続する場合を含む。）の費用が含まれる。</p>	

弊社製品に関する保険情報

※正式な診療報酬に関する情報などは、厚生労働省の告知・通知・診療報酬点数表などをご確認ください。  
※マークは当社独自のものです。

<div>ギブス</div>	ギブス処置の際にギブス材として使用できる製品です。	
	対象商品：ニールスプリント・キャストシリーズ、オルソグラスシリーズ、デルタキャストなどのキャストینگテープ、ハイブリッドシーネシリーズなど	

<div>&lt;第9部 処置－ギブス&gt;</div> <div>1 既装着のギブス包帯をギブスシャーレとして切割使用した場合は各区分の所定点数の 100 分の 20 に相当する点数を算定する。</div> <div>2 区分番号 J123 から J128 までに掲げるギブスをプラスチックギブスを用いて行った場合は当該各区分の所定点数の 100 分の 20 に相当する点数を所定点数に加算する。</div> <div>3 6 歳未満の乳幼児に対して区分番号 J122 から J129-4 までに掲げるギブスの処置を行った場合には、乳幼児加算として、当該各区分の所定点数の 100 分の 55 に相当する点数を所定点数に加算する。</div>	<div>&lt;ギブス料&gt;</div> <div>J122 四肢ギブス包帯</div> <div>1. 鼻ギブス 310 点</div> <div>2. 手指及び手、足（片側） 490 点</div> <div>3. 半肢（片側） 780 点</div> <div>4. 内反足矯正ギブス包帯（片側） 1,140 点</div> <div>5. 上肢、下肢（片側） 1,200 点</div> <div>6. 体幹から四肢にわたるギブス包帯（片側） 1,840 点</div> <div>J123 体幹ギブス包帯 1,500 点</div> <div>J124 鎖骨ギブス包帯（片側） 1,250 点</div> <div>J125 ギブスベッド 1,400 点</div> <div>J126 斜頸矯正ギブス包帯 1,670 点</div> <div>J127 先天性股関節脱臼ギブス包帯 2,400 点</div> <div>J128 脊椎側弯矯正ギブス包帯 3,440 点</div>
---	---

副木	特定保険医療材料「副木」として機能区分ごとに償還価格にて算定可能です。									
	対象商品：アルミスプリント、シグマックスソフトスプリント									
<p>&lt;第9部 処置－通則2&gt;</p> <p>処置に当たって、第2節に掲げる医療機器等、薬剤又は別に厚生労働大臣が定める保険医療材料（以下この部において「特定保険医療材料」という。）を使用した場合は、前号により算定した点数及び第2節、第3節又は第4節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。</p> <p>&lt;第10部 手術－通則2&gt;</p> <p>手術に当たって、第3節に掲げる医療機器等、薬剤（別に厚生労働大臣が定めるものを除く。）又は別に厚生労働大臣が定める保険医療材料（以下この部において「特定保険医療材料」という。）を使用した場合は、前号により算定した点数及び第3節、第4節若しくは第5節の各区分又は区分番号E400に掲げるフィルムの所定点数を合算した点数により算定する。</p>		<p>特定保険医療材料 056 副木</p> <p>(2) 形状賦形型</p> <table><tr><td>①手指・足指用</td><td>118 円</td></tr><tr><td>②上肢用</td><td>410 円</td></tr><tr><td>③下肢用</td><td>648 円</td></tr><tr><td>④鼻骨用</td><td>5,140 円</td></tr></table>	①手指・足指用	118 円	②上肢用	410 円	③下肢用	648 円	④鼻骨用	5,140 円
①手指・足指用	118 円									
②上肢用	410 円									
③下肢用	648 円									
④鼻骨用	5,140 円									

■アルミスプリント

品 番	種 類	製品規格 (厚み×幅×長さ)	特定保険医療材料		
			機能区分名	略 称	償還価格
5001	8A（カエル型）	1.0mm × 57mm	副木 形状賦形型(手指・足指用)	副木-F10- b -1	¥118
5002	8B（カエル型）	1.0mm × 70mm			
5005	10A（板状）	1.5mm × 13mm × 197mm	副木 形状賦形型(手指・足指用)	副木-F10- b -1	¥118
5006	10B（板状）	1.5mm × 13mm × 400mm			
5009	12A（板状）	1.5mm × 18mm × 197mm			
5010	12B（板状）	1.5mm × 18mm × 400mm			
5012	13B（板状）	1.5mm × 25mm × 400mm			
5014	2B（板状）	1.5mm × 50mm × 400mm	副木 形状賦形型(上肢用)	副木-F10- b -2	¥410
5015	15（スプーン型）	1.0mm × 20mm × 40mm	副木 形状賦形型(手指・足指用)	副木-F10- b -1	¥118
5016	16（スプーン型）	1.0mm × 20mm × 67mm			
5017	17（スプーン型）	1.0mm × 20mm × 95mm			
5018	18（スプーン型）	1.0mm × 20mm × 150mm			

■シグマックスソフトスプリント

品 番	種 類	製品規格 (幅×長さ)	特定保険医療材料		
			機能区分名	略 称	償還価格
5499	5S	4.5cm × 21.5cm	副木 形状賦形型(上肢用)	副木-F10- b -2	¥410
5500	4S	4.5cm × 32.0cm			
5501	3S	6.0cm × 41.0cm			
5502	5S	7.0cm × 51.0cm			
5503	S	8.0cm × 63.0cm			
5504	M	9.0cm × 72.0cm	副木 形状賦形型(下肢用)	副木-F10- b -3	¥648
5505	L	10.0cm × 83.0cm			

# 弊社製品に関する保険情報

※正式な診療報酬に関する情報などは、厚生労働省の告知・通知・診療報酬点数表などをご確認ください。  
※マークは当社独自のものです。

<div>腰部/胸部 頸部固定帯</div>	処置にあたってご利用いただいた際に、 カラーキーパーシリーズ：頸部固定帯／リブバンドシリーズ：胸部固定帯／マックスベルトシリーズ：腰部固定帯 として下記の診療報酬請求が可能です。 ※ただし肋骨骨折等に対し、非観血的整復術を行った場合は除く
	対象商品：カラーキーパーシリーズ、マックスベルトシリーズ、リブバンドシリーズ
J119-2 腰部又は胸部固定帯固定（1日につき） 35 点	
<p>（1）腰痛症の患者に対して腰部固定帯で腰部を固定した場合又は骨折非観血的整復術等の手術を必要としない肋骨骨折等の患者に対して、胸部固定帯で胸部を固定した場合に1日につき所定点数を算定する。</p> <p>（2）同一患者につき同一日において、腰部又は胸部固定帯固定に併せて消炎鎮痛等処置、低出力レーザー照射又は肛門処置を行った場合は、主たるものにより算定する。</p> <p>（3）「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者（これに係る薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く）については、腰部又は胸部固定帯固定の費用は算定できない。</p>	
J200 腰部、胸部又は頸部固定帯加算（初回のみ） 170 点	
<p>（1）本加算は、それぞれの固定帯を給付する都度算定する。なお、「固定帯」とは、従来、頭部・頸部・躯幹等固定用伸縮性包帯として扱われてきたもののうち、簡易なコルセット状のものをいう。</p> <p>（2）胸部固定帯については、肋骨骨折に対し非観血的整復術を行った後に使用した場合は、手術の所定点数に含まれており別途算定できない。</p>	

<div>肺血栓 管理</div>	肺血栓塞栓症の予防を目的として行う処置にご利用いただいた際に、入院中1回に限り「B001-6 肺血栓塞栓症予防管理料 305 点」の算定が可能です。 ※処置に用いた機器及び材料の費用は所定点数に含まれる。
対象商品：ケアスロン、ATストッキング	
B001-6 肺血栓塞栓症予防管理料 305 点	
<p>注1：病院（療養病棟除く。）又は診療所（療養病床に係るものを除く。）に入院中の患者であって肺血栓塞栓症を発症する危険性が高いもの（結核病棟に入院中の患者においては手術を伴うもの、精神病棟に入院中の患者においては治療上必要があって身体拘束が行われているものに限る。）に対して、肺血栓塞栓症の予防を目的として、必要な機器又は材料を用いて計画的な医学管理を行った場合に、当該入院中1回に限り算定する。</p> <p>注2：肺血栓塞栓症の予防を目的として行った処置に用いた機器及び材料の費用は、所定点数に含まれるものとする。</p>	

<div>骨塩定量 検査</div>	骨粗鬆症、骨折のリスクのスクリーニングにご利用いただいた場合に、患者様1人につき4か月に1回に限り「D217 骨塩定量検査 4 超音波法 80 点」の算定が可能です。
対象商品：超音波踵骨測定装置 FRS-100A LIAQUS ポータブル	
D217 骨塩定量検査	
<p>1 DEXA法による腰椎撮影 360 点 注 同一日にDEXA法により大腿骨撮影を行った場合には、大腿骨同時撮影加算として、90点を所定点数に加算する。</p> <p>2 REMS法（腰椎） 140 点 注 同一日にREMS法により大腿骨の骨塩定量検査を行った場合には、大腿骨同時検査加算として、55点を所定点数に加算する。</p> <p>3 MD法、SEXA法等 140 点</p> <p>4 超音波法 80 点 注 検査の種類にかかわらず、患者1人につき4月に1回に限り算定する。 （監視装置による諸検査）</p>	

## 腰部固定帯のレセプト記入方法について（2024 年 4 月現在）

弊社腰部固定帯「マックスベルト」をご使用になった際の、診療報酬明細書（レセプト）の記入方法と留意点についてご案内いたします。

1. 受診された患者様の傷病名をご記入いただきますが、その際の留意点として、「腰痛症」のような一般名称は承認されないケースがあります。
- 傷病名の欄には以下に挙げるような具体的な傷病名をご記入ください。

【参考傷病名】

- 腰椎椎間板ヘルニア
- 腰椎すべり症
- 腰部脊椎分離症
- 腰部脊柱管狭窄症
- 腰部脊柱変形（椎弓切除後）
- 腰部椎間板炎
- 腰部変形性脊椎症
- 変形性仙腸関節症
- 脊椎骨粗鬆症
- 椎間板変形症
- 腰部捻挫
- 仙腸関節部損傷
- 恥骨結合離開
- 骨盤輪不安定症

注) 都道府県により、上記傷病名でも承認されない場合もあります。

2. 腰部固定帯の処方は処置の行為に該当するため、「**④0 処置**」の欄に記載します。

診療報酬明細書										郡道府 医療機関コード		1 1 社 3 老人 1 単 2 本 8 外 9 外 2 公 4 退 3 3 2 4 三 0 高 9 8 医 科 公 費 退 職 3 3 3 6 家 外 0 高 9 8																																														
(医科入院外) 平成 年 月 分										郡 市 町 村 番 号		市 町 村 番 号																																														
<table border="1"> <tr> <td>市町村番号</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>老人医療の受給者番号</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>公費負担者番号①</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>公費負担者の受給者番号①</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>公費負担者番号②</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>公費負担者の受給者番号②</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										市町村番号										老人医療の受給者番号					公費負担者番号①										公費負担者の受給者番号①					公費負担者番号②										公費負担者の受給者番号②					保険者番号 被保険者証・被保険者手帳等の記号・番号		期 間 10 9 8 7 ( )	
市町村番号										老人医療の受給者番号																																																
公費負担者番号①										公費負担者の受給者番号①																																																
公費負担者番号②										公費負担者の受給者番号②																																																
氏 名 男 女 1 男 2 女 1 男 2 大 3 期 4 平 生										特記事項		保険医療機関の所在地及び名称																																														
職務上の事由 1 職務上 2 主給後 3 月以内 4 通勤災害												( )																																														
傷病名 (1) ● (2) ● (3) ▲										診療開始日		(1) 年 月 日 (2) 年 月 日 (3) 年 月 日																																														
⑫ 初診 時間外・休日・深夜 例 点 公費負担数																																																										
⑬ 初診																																																										
⑭ 往診 夜間 深夜・緊急 在宅患者訪問診療 その他 薬 剤																																																										
⑮ 投薬 ⑮① 内服薬剤 単位 回 ⑮② 外用薬剤 単位 回 ⑮③ 処方薬 回 ⑮④ 麻薬 回 ⑮⑤ 調剤 回																																																										
⑯ 注射 ⑯① 皮下筋肉内 回 ⑯② 静脈内 回 ⑯③ その他 回																																																										
⑰ 薬剤 ⑰① 薬 剤 1 回 205										40		腰部又は胸部固定帯固定 35×1 腰部、胸部又は頸部固定帯加算 170																																														
⑱ 検査 ⑱① 薬 剤 回 ⑱② 薬 剤 回 ⑱③ 薬 剤 回 ⑱④ 処方せん 回 ⑱⑤ その他 薬 剤																																																										
⑲ 診療 ⑲① 請求 点 和 決定 点 一部負担金額 円 ⑲② 減額 円 ⑲③ 免除・支払猶予 円 ⑲④ 公費 点 和 点 点 円 ⑲⑤ 公費 点 和 点 点 円 ⑲⑥ 高額療養費 円 ⑲⑦ 公費負担点数 点 ⑲⑧ 公費負担点数 点																																																										

- 3.患者様に腰部固定帯を処方された場合は、「腰部又は胸部固定帯固定（1日につき）35点」に「腰部、胸部又は頸部固定帯加算（初回のみ）170点」を加えて請求できます。

射	33 その他	回			
40 処置	薬 剤	1 回	205	40	腰部又は胸部固定帯固定 腰部、胸部又は頸部固定帯加算
50 処置		回			35×1 170

合計した点数を記入します。

注) 上記記載を行っても都道府県によって請求が認められない場合等もあります。

# レンタルサービスのご案内

「ARTROMOT-K1」「オプティフレックス3」  
「アイシングシステム」「KS Measure KSM-100」「アクセラス」  
「必要な時期に必要な期間だけ使いたい」というご要望にお応えする  
**最低2週間から<sup>\*</sup>レンタルできるサービス**です。<sup>\*</sup>超音波骨折治療器を除く

使いたいとき  
すぐオーダー！

使わないとき  
すぐ返せる

購入する前に  
試してみたい



- ✓ 購入予定が延期になったけど、**今すぐほしい**…
- ✓ 先送りされたオペが立て込んで、**器械が足りない**…
- ✓ 修理費が高くて**壊れたまま**…

こんなお悩み、  
「**レンタル**」が解決します！

商品名		品番	貸出期間	価格（税抜き）
アイシングシステム	アイシングシステムCF3000レンタル	568000	2週間（14日）	¥ 18,000
			1ヶ月（31日）	¥ 30,000
			3ヶ月（93日）	¥ 85,000
	アイシングシステムCF3000レンタル（延長）	568100	延長（1ヶ月）	¥ 30,000
	アイシングシステムCE4000レンタル	569000	2週間（14日）	¥ 18,000
			1ヶ月（31日）	¥ 30,000
			3ヶ月（93日）	¥ 85,000
	アイシングシステムCE4000レンタル（延長）	569100	延長（1ヶ月）	¥ 30,000
※アイシングシステムの機種選択はできません。				
下肢CPM装置	オプティフレックス3レンタル	577000	2週間（14日）	¥ 18,000
			1ヶ月（31日）	¥ 30,000
			3ヶ月（93日）	¥ 85,000
	オプティフレックス3レンタル（延長）	577100	延長（1ヶ月）	¥ 30,000
	ARTROMOT-K1レンタル	583000	2週間（14日）	¥ 18,000
			1ヶ月（31日）	¥ 30,000
			3ヶ月（93日）	¥ 85,000
	ARTROMOT-K1レンタル（延長）	583100	延長（1ヶ月）	¥ 30,000
※下肢CPM装置の機種選択はできません。				
十字靭帯機能検査機器	十字靭帯機能検査機器 KS Measure KSM-100レンタル	269000	2週間（14日）	¥ 21,000
			1ヶ月（31日）	¥ 35,000
			3ヶ月（93日）	¥ 100,000
	十字靭帯機能検査機器 KS Measure KSM-100レンタル（延長）	269100	延長（1ヶ月）	¥ 35,000
骨折超音波治療器	LIPUS（超音波骨折治療器ACC）レンタル	579800	3ヶ月（93日）	¥ 45,000
	LIPUS（超音波骨折治療器ACC）レンタル（延長）	579900	延長（1ヶ月）	¥ 15,000

※貸出期間は施設納品日を起点とします。納品・返却に関する運送期間は含まれません。※送料は弊社からの出荷分については代金に含まれます。  
※詳細は弊社営業担当までお問い合わせください。

# 保守点検サービスのご案内

## 医療機器の保守点検できていますか？

※保守点検の実施主体は医療機関であり、保守点検は医療機器を使用する医療機関に義務付けられています。

このようなお悩みを  
お持ちの施設様に



点検が負担に  
なっている

点検の時間が  
ない



点検の正確な  
やり方が  
わからない



?




**メーカーに委託**いただければ、そのお悩みすべて解消します！

### メーカー保守点検のメリット

1. 分解しないと確認できない、内部の部品状態を確認することができる！
2. 点検時に消耗している部品があれば、迅速な交換対応ができる！
3. 確かな技術で、返却後安全にお使いいただける！
4. 点検中に代替機を貸出しできるため、器械を使用できない期間がない！

### ▶ メーカー保守点検の一例（アイシングシステム）

点検前



点検後



内部パーツの測定



点検前は、内部に埃が蓄積し、熱交換が悪く、冷却能力が低下していましたが、  
点検後は、内部の埃を取り除き、熱交換が良くなったことで、冷えるようになりました。

保守点検費用 **¥15,000 (税別)〜**

※各機種ごとに点検費用が設定されています。

※点検時に交換部品が発生した際は、別途費用が掛かります。

下記の商品をご利用の施設様はお気軽に弊社営業担当までお問い合わせください。

- CPM (オプティフレックス3、ARTROMOT-K1) ● アイシングシステム (CE4000、CE4000II) ● リハブ  
● 十字靱帯機能検査機器 KS Measure KSM-100 ● ケアスロン ● ハンドインキュベータ ● アクセラスシリーズ (アクセラス、アクセラス2)

患者・利用者の皆様/医療関係者の皆様に向けた製品情報やお役立ち情報をご提供！

# SIGMAX MEDICAL

日本シグマックス株式会社ウェブサイトのご案内です。  
製品情報、各種コンテンツなど日々の診療にお役立ていただける内容を掲載。  
スマートフォンでも見やすい弊社ウェブサイトぜひご利用ください。



スマートフォンでも見やすくなりました！



SIGMAX MEDICAL



今すぐチェック！

## 製品情報が充実！

各製品に関連する保険情報を掲載し、一部製品では特集ページを設けるなど、製品情報を充実させました。  
検索方法も多岐に渡り、簡単に見つけることができます。



## お役立ちコンテンツも簡単に検索！

セミナーの動画やレポート、インタビュー動画、手技動画といったお役立ちコンテンツを豊富に掲載しています。  
テーマや資料の種類、部位などから絞り込み検索も可能です。



## 患者様の疑問を解決！日常生活の過ごし方を分かりやすく解説！

治療中の患者様より、よくお問い合わせいただく製品に関する疑問への回答を掲載しております。  
また、ギプス固定中や腰痛時の過ごし方・注意点など、患者様が日常生活を過ごすしやすいようにイラスト付きで解説しております。



# お役立ちコンテンツ 1 ーダウンロードコンテンツー

セミナー動画やインタビュー動画、セミナーレポートなどさまざまなコンテンツをご覧いただけます。  
コンテンツテーマも運動器エコーやリハビリ・トレーニング、骨折マネジメントなど多岐にわたります。

各種文献別刷やキャスト・スプリントを使用した外固定法を掲載した医師向けの冊子などの発送も承っております。

### リハビリ・トレーニング

腰痛やロコモティブシンドロームに対する運動療法

PDFをダウンロード

### 運動器エコー

断掌骨折編【肘内側副断掌骨折/肘内側副断掌骨折/肘内側副断掌骨折】

動画を見る

### 骨折マネジメント

四肢外固定の具象化足板付き下腿リテーナー

動画を見る

### 骨格トレーニング動画RECOREプロダクトエピソード (第3回、第4回)

骨格トレーニング動画RECOREプロダクトエピソード (第3回、第4回)

動画をダウンロード

お申し込みはこちらから



# お役立ちコンテンツ 2 ー患者様向け小冊子ー

製品の使い方や日常生活における注意点などを分かりやすくまとめた患者様向け小冊子を用意しています。  
弊社該当製品をご採用いただいている医療機関様へ発送を承っておりますのでお申し込みください。

### ギプスと上手に付き合おう。

ギプスと上手に付き合おう。

### 腰痛になってしまった!

腰痛になってしまった!

### 外反母趾の足をサポートするサポーターのご紹介

外反母趾の足をサポートするサポーターのご紹介

### 「腰痛になってしまった!」

「腰痛になってしまった!」

動画をダウンロード

お申し込みはこちらから



# MEレンタル・ME保守点検サービス

本カタログでご案内しましたレンタルサービスや保守点検サービスはウェブサイトからもお申し込み・お問い合わせができますのでご利用ください。

### MEレンタルサービスのご案内

MEレンタルサービスのご案内

### 保守点検・ME製品の保守点検サービスのご案内

保守点検・ME製品の保守点検サービスのご案内

詳細はこちらから

レンタルサービス



保守点検サービス



# シグマックス Medical



X (旧 Twitter)



Instagram



お役立ち情報をはじめ、セミナー開催情報や学会出展情報、新製品情報などをタイムリーに発信しております。  
ぜひフォローをお願いします!

診療サポートツールのご紹介

日常の診療にお役立ていただけるサポートツールをご提供しております。患者様向けの小冊子や装着動画など、ぜひご利用ください。

患者様向け  
各種小冊子

各製品の正しい使い方や日常生活における注意点について、イラストを交えながらわかりやすく説明しています。患者様への説明時などにご利用ください。

(小冊子設置イメージ)




① ギプスと上手に付き合いましょう。

ギプス装着時の  
注意点などを掲載。  
また、ギプス固定時  
の患者様にお役立て  
いただけるサポート  
グッズを紹介。



② 腰痛になってしまったら！

腰痛時の注意事  
項や予防のポイン  
ト、簡単な腰痛  
体操やストレッチ  
などを掲載。



③ 外反母趾をサポートする  
サポーターのご紹介

外反母趾に関する  
概要およびサポー  
ターの一例として  
弊社「ファシリエ  
イドサポーター外反  
母趾」を掲載。



④ 下肢静脈疾患およびリンパ浮腫と  
弾性ストッキングについて

下肢静脈疾患の際に  
着用する弾性ストッ  
キングに関する注意  
事項などを掲載。




⑤ 「深部静脈血栓症」および  
「肺塞栓症」について

深部静脈血栓症の  
予防法および  
弾性ストッキング  
などに関する概要  
を掲載。



番外編  
マックスベルト  
シリーズを  
ご利用の皆様へ

マックスベルト  
シリーズ専用の  
サイズ計測用  
メジャーもご用  
意しています。



※1施設につき1個まで。

患者様向け小冊子のお申し込みは二次元コードよりお申込みください。  
弊社製品をご採用いただいている医療機関様へ発送を承っております。



手・指用副木「ヘバーデンリング」患者様向けリーフレット



手・指用副木「ヘバーデンリング」では、患者様へ処方後、買い替えなどのご購入の場合、患者様が直接ご購入できるサイトを紹介しているリーフレットを用意しております。必要に応じて、医師の指示、指導のもとご利用ください。



患者様向け装着・使用説明動画

弊社ウェブサイトでは、腰部固定帯「マックスベルトシリーズ」、足部用サポーター「ファシリエイドサポーター外反母趾」の装着説明動画や超音波骨折治療器「アクセラス」シリーズの使用説明動画などを掲載しております。必要に応じてご利用ください。





## A

能動型下肢用他動運動訓練装置 ARTROMOT-K1	80
AT ストッキング	62

## C

キャストソーCC6	23
アイシングシステムCE4000Ⅱ	25
CV ストッキング	63

## K

十字靱帯機能検査機器 KS Measure KSM-100	76
-------------------------------	----

## L

超音波踵骨測定装置FRS-100A LIAQUS ポータブル	75
--------------------------------	----

## M

ポケットエコー miruco CL5	83
--------------------	----

## R

RECORE®	78
RECORE® トレーニングベルト	79

## ア

アイシングシステムCE4000Ⅱ	25
アクセラス2	4
アクティムーブ® ライゾフォルテ	49
アルミスプリント	17
アンダーパッドC	59
アンダーラップホワイト	20
イサドラ	70
イサベル	72
ウールサポーター	48
AT ストッキング	62
エクスエイド アンクル3	40
エクスエイド アンクル6	41
エクスエイド アンクルFO	41
エクスエイド ニーアクティブ	39
エクスエイド ニー ACL	37
エクスエイド ニー MCL & LCL	37
エクスエイド ニーオスグッド	40
エクスエイド ニーショート	38
エクスエイド ニーパテラ	39
エクスエイド ニー PCL	38
エクスエイド ニーライトスポーツ2	36
エクスエイド ニーライトスポーツ3	36
エクスエイド リスト	42
エッセンシャル2E	68
エルウェーブ®	56
エルチューブ®	58
エルテクト®	57
エルホワイト®	57
エルホワイト®-S	57
オルソグラス® アンクル	16
オルソグラス® NW	8
オルソグラス® Ⅱ	7
オルソグラス® Ⅱ ショート	7
オルソグラス® Ⅱ プリカット	8

## カ

カラーキーパー	43
カラーキーパー・me (メッシュタイプ)	44
カラーキーパー・ハード	44

カラーキーパー・U	43
キャストソーCC6	23
キャストブーツ	22
クライオカフ	27
クラブクルブレース	46
ケアスロン®	61

## サ

326 アダプトエア エクストラライト2SN	65
341 エナジーライト2U	67
382 コンタクト3S	66
396 ナチュラ1S	67
CV ストッキング	63
シームレスサポーター	48
シグマックス シャワーカバー	22
シグマックスアームスリング	21
シグマックスストッキネット	19
シグマックスソフトスプリント	18
十字靱帯機能検査機器 KS Measure KSM-100	76
ストッキネットホワイト	19
スプリント用はさみ	22
スペシャリスト® エクストラファスト	11

## タ

超音波踵骨測定装置FRS-100A LIAQUS ポータブル	75
デルタキャスト® エリート	10
デルタキャスト® コンフォーマブル	11
デルタドライ® ソフトライナー	21
デルタライト® プラス	10

## ナ

ナンシー	69
ニースプリント 屈曲タイプ	47
ニースプリント 伸展タイプ	47
220 バランスナチュラ MD	68
ニールキャストF	9
ニールキャストP	9
ニールスプリントF	5
ニールスプリントSP	6
能動型下肢用他動運動訓練装置 ARTROMOT-K1	80

## ハ

ハイブリッドシーネ アンクル	16
ハイブリッドシーネ サムスパイカ	13
ハイブリッドシーネ スパイン	14
ハイブリッドシーネ ニー	15
ハイブリッドシーネ リスト	12
ハンドインキュベータ	61
ファシリエイドサポーター 足くび	52
ファシリエイドサポーター 足くびソフト	52
ファシリエイドサポーター 足くびマルチ	53
ファシリエイドサポーター 外反母趾	53
ファシリエイドサポーター 肩	49
ファシリエイドサポーター 手くび	50
ファシリエイドサポーター 膝ショート	51
ファシリエイドサポーター ひじ	50
ファシリエイドサポーター 母指	51
ブルーラップ	20
プレパンツ®	46
ベネストーク®	56
ベネファクト®	55
ベネルーク®	55
ヘバーデンリング	18
ポケットエコー miruco CL5	83


















マ

マックスベルト FR.....34  
マックスベルト me1.....30  
マックスベルト me2.....31  
マックスベルト me2 HC.....31  
マックスベルト me3.....32  
マックスベルト me black.....32  
マックスベルト R1 .....29  
マックスベルト R2 .....29  
マックスベルト R3 .....30  
マックスベルト S1.....34  
マックスベルト S2.....35  
マックスベルト S3.....35  
マックスベルト se.....33  
マックスベルト SHORT.....33

ラ

ララ.....71  
RECORE®.....78  
RECORE® トレーニングベルト.....79  
リブバンド .....45  
リブバンドフィット.....45  
リンパディーバ.....73  
レテラタイ®.....58  
ロールアップストックネット .....59

品番	JANコード	ページ
00061	 4 946452 000617	58
00062	 4 946452 000624	58
00063	 4 946452 000631	58
00064	 4 946452 000648	58
00065	 4 946452 000655	58
00066	 4 946452 000662	58
00067	 4 946452 000679	58
012	 4 946452 000129	57
013	 4 946452 000136	57
014	 4 946452 000143	57
022	 4 946452 000228	56
023	 4 946452 000235	56
024	 4 946452 000242	56
027	 4 946452 000273	56
032	 4 946452 000327	57
033	 4 946452 000334	57
034	 4 946452 000341	57
052	 4 946452 000525	57
053	 4 946452 000532	57
054	 4 946452 000549	57
056	 4 946452 000563	57

品番	JANコード	ページ
11002	 4 946452 110026	19
11003	 4 946452 110033	19
110030	 4 946452 017011	59
11004	 4 946452 110040	19
110041	 4 946452 017028	59
110042	 4 946452 017035	59
110043	 4 946452 017042	59
11005	 4 946452 110057	19
110052	 4 946452 017059	59
110053	 4 946452 017066	59
11008	 4 946452 110088	19
13002	 4 946452 130024	19
13003	 4 946452 130031	19
13004	 4 946452 130048	19
13005	 4 946452 130055	19
13008	 4 946452 130086	19
1402	 4 946452 014027	20
1403	 4 946452 014034	20
15601	 4 946452 156017	46
15602	 4 946452 156024	46
15603	 4 946452 156031	46

品番	JANコード	ページ
15604	 4 946452 156048	46
15605	 4 946452 156055	46
15606	 4 946452 156062	46
17001	 4 946452 170013	46
17002	 4 946452 170020	46
17003	 4 946452 170037	46
17004	 4 946452 170044	46
17902	 4 946452 179023	55
17904	 4 946452 179047	55
17905	 4 946452 179054	55
17906	 4 946452 179061	55
17907	 4 946452 179078	55
191102	 4 042809 579444	7
191103	 4 042809 579451	7
191104	 4 042809 579468	7
191105	 4 042809 579475	7
191106	 4 042809 579482	7
192101	 4 042809 579499	7
192102	 4 042809 579505	7
192103	 4 042809 579635	7
192104	 4 042809 579529	7

品番	JANコード	ページ
193102	 4 042809 579550	8
193105	 4 042809 579628	8
193111	 4 042809 579536	8
193113	 4 042809 579567	8
193114	 4 042809 579598	8
193121	 4 042809 579543	8
193123	 4 042809 579574	8
193124	 4 042809 579604	8
193133	 4 042809 579581	8
193134	 4 042809 579611	8
194502	 4 946452 066620	8
194503	 4 946452 066637	8
194504	 4 946452 066644	8
194505	 4 946452 066651	8
194506	 4 946452 066668	8
195101	 4 042809 316247	16
197001	 4 946452 063582	5
197002	 4 946452 063599	5
197003	 4 946452 063605	5
197004	 4 946452 063612	5
197005	 4 946452 063629	5

品番	JANコード	ページ
197006	 4 946452 063636	5
197102	 4 946452 063643	5
197105	 4 946452 063711	5
197113	 4 946452 063650	5
197114	 4 946452 063681	5
197123	 4 946452 063667	5
197124	 4 946452 063698	5
197133	 4 946452 063674	5
197134	 4 946452 063704	5
197201	 4 946452 063728	6
197202	 4 946452 063735	6
197203	 4 946452 063742	6
197204	 4 946452 063759	6
197205	 4 946452 063766	6
197206	 4 946452 063773	6
197302	 4 946452 063780	6
197305	 4 946452 063858	6
197313	 4 946452 063797	6
197314	 4 946452 063827	6
197323	 4 946452 063803	6
197324	 4 946452 063834	6





品番	JANコード	ページ
197333	 4 946452 063810	6
197334	 4 946452 063841	6
197402	 4 946452 063865	9
197403	 4 946452 063872	9
197404	 4 946452 063889	9
197405	 4 946452 063896	9
197502	 4 946452 063902	9
197503	 4 946452 063919	9
197504	 4 946452 063926	9
197505	 4 946452 063933	9
198001	 4 946452 063940	15
198002	 4 946452 063957	15
198004	 4 946452 063964	15
198101	 4 946452 063971	15
198102	 4 946452 063988	15
198104	 4 946452 063995	15
198201	 4 946452 065883	16
198202	 4 946452 065890	16
198203	 4 946452 065906	16
198301	 4 946452 065913	12
198302	 4 946452 065920	12

品番	JANコード	ページ
198303	 4 946452 065937	12
198311	 4 946452 065944	12
198312	 4 946452 065951	12
198313	 4 946452 065968	12
198401	 4 946452 065975	12
198402	 4 946452 065982	12
198403	 4 946452 065999	12
198411	 4 946452 066002	12
198412	 4 946452 066019	12
198413	 4 946452 066026	12
198501	 4 946452 072843	14
198502	 4 946452 072850	14
198503	 4 946452 072867	14
198602	 4 946452 077244	13
198603	 4 946452 077251	13
198612	 4 946452 077268	13
198613	 4 946452 077275	13
229000	 4 946452 058984	22
2502	 4 946452 025023	20
2503	 4 946452 025030	20
2504	 4 946452 025047	20

品番	JANコード	ページ
259000	 4 946452 023876	27
259001	 4 946452 023883	27
259110	 4 946452 023890	27
259121	 4 946452 023906	27
259122	 4 946452 023913	27
259123	 4 946452 023920	27
259133	 4 946452 023937	27
259134	 4 946452 023944	27
260100	 4 946452 037552	76
260201	 4 946452 037569	76
260202	 4 946452 037576	76
301001	 4 946452 019305	47
301002	 4 946452 019312	47
301012	 4 946452 019329	47
301014	 4 946452 019336	47
301021	 4 946452 031512	47
301022	 4 946452 031529	47
301101	 4 946452 017769	47
301102	 4 946452 017776	47
301112	 4 946452 017783	47
301114	 4 946452 017790	47

品番	JANコード	ページ
301301	 4 946452 015611	48
301302	 4 946452 015628	48
301303	 4 946452 015635	48
301304	 4 946452 015642	48
301305	 4 946452 015659	48
301306	 4 946452 015666	48
301307	 4 946452 015673	48
301308	 4 946452 015680	48
301401	 4 946452 015710	48
301402	 4 946452 015727	48
301403	 4 946452 015734	48
301404	 4 946452 015741	48
301405	 4 946452 015758	48
301406	 4 946452 015765	48
301407	 4 946452 015772	48
302301	 4 946452 034063	49
302302	 4 946452 034070	49
302303	 4 946452 034087	49
302401	 4 946452 036685	51
302402	 4 946452 036692	51
302403	 4 946452 036708	51

品番	JANコード	ページ
302404	 4 946452 039150	51
302405	 4 946452 055938	51
302501	 4 946452 037101	52
302502	 4 946452 052029	52
302512	 4 946452 061519	52
302601	 4 946452 037118	50
303201	 4 946452 048268	53
303202	 4 946452 048275	53
303203	 4 946452 048282	53
303301	 4 946452 048299	50
303302	 4 946452 048305	50
303303	 4 946452 048312	50
303401	 4 946452 048329	51
303402	 4 946452 048336	51
303403	 4 946452 048343	51
303502	 4 946452 052005	52
303503	 4 946452 052012	52
303601	 4 946452 062035	53
303602	 4 946452 062042	53
303603	 4 946452 062059	53
303611	 4 946452 062066	53

品番	JANコード	ページ
303612	 4 946452 062073	53
303613	 4 946452 062080	53
311000	 4 946452 461029	43
311001	 4 946452 461036	43
311002	 4 946452 461043	43
311003	 4 946452 461050	43
311101	 4 946452 460961	43
311102	 4 946452 460978	43
311103	 4 946452 460985	43
311211	 4 946452 064541	44
311212	 4 946452 064558	44
311213	 4 946452 064565	44
311301	 4 946452 461128	44
311302	 4 946452 461135	44
311303	 4 946452 461142	44
313000	 4 946452 460794	45
313001	 4 946452 460800	45
313002	 4 946452 460817	45
313003	 4 946452 460824	45
313004	 4 946452 460831	45
313005	 4 946452 460848	45

品番	JANコード	ページ
313102	 4 946452 460855	45
313103	 4 946452 460862	45
313104	 4 946452 460879	45
313105	 4 946452 061441	45
313401	 4 946452 050735	45
313402	 4 946452 050742	45
313403	 4 946452 050759	45
313404	 4 946452 050766	45
313405	 4 946452 050773	45
321101	 4 946452 003632	29
321102	 4 946452 003649	29
321103	 4 946452 003656	29
321104	 4 946452 003663	29
321200	 4 946452 003670	29
321201	 4 946452 003687	29
321202	 4 946452 003694	29
321203	 4 946452 003700	29
321204	 4 946452 003717	29
321205	 4 946452 003724	29
321206	 4 946452 003731	29
321501	 4 946452 064138	30

品番	JANコード	ページ
321502	 4 946452 064145	30
321503	 4 946452 064152	30
321504	 4 946452 064169	30
321505	 4 946452 064176	30
322200	 4 946452 003823	31
322201	 4 946452 003830	31
322202	 4 946452 003847	31
322203	 4 946452 003854	31
322204	 4 946452 003861	31
322205	 4 946452 003878	31
322206	 4 946452 003885	31
322207	 4 946452 058991	31
322300	 4 946452 003892	32
322301	 4 946452 003908	32
322302	 4 946452 003915	32
322303	 4 946452 003922	32
322304	 4 946452 003939	32
322305	 4 946452 003946	32
322306	 4 946452 003953	32
322307	 4 946452 061434	32
322400	 4 946452 048428	32

品番	JANコード	ページ
322401	 4 946452 048435	32
322402	 4 946452 048442	32
322403	 4 946452 048459	32
322404	 4 946452 048466	32
322405	 4 946452 048473	32
322406	 4 946452 048480	32
322600	 4 946452 064183	30
322601	 4 946452 064190	30
322602	 4 946452 064206	30
322603	 4 946452 064213	30
322604	 4 946452 064220	30
322605	 4 946452 064237	30
322700	 4 946452 064060	31
322701	 4 946452 064077	31
322702	 4 946452 064084	31
322703	 4 946452 064091	31
322704	 4 946452 064107	31
322705	 4 946452 064114	31
322706	 4 946452 064121	31
323100	 4 946452 004066	34
323101	 4 946452 004073	34




品番	JANコード	ページ
323102	 4 946452 004080	34
323103	 4 946452 004097	34
323104	 4 946452 004103	34
323210	 4 946452 024576	35
323211	 4 946452 024583	35
323212	 4 946452 024590	35
323213	 4 946452 024606	35
323214	 4 946452 024613	35
323500	 4 946452 024620	35
323501	 4 946452 024637	35
323502	 4 946452 024644	35
323503	 4 946452 024651	35
323504	 4 946452 024668	35
324001	 4 946452 003960	33
324002	 4 946452 003977	33
324003	 4 946452 003984	33
324004	 4 946452 003991	33
324005	 4 946452 004004	33
324101	 4 946452 004011	33
324102	 4 946452 004028	33
324103	 4 946452 004035	33

品番	JANコード	ページ
324104	 4 946452 004042	33
324105	 4 946452 004059	33
324601	 4 946452 048534	34
324602	 4 946452 048541	34
324603	 4 946452 048558	34
324604	 4 946452 048565	34
353101	 4 946452 055617	42
353102	 4 946452 055624	42
353103	 4 946452 055631	42
353111	 4 946452 055648	42
353112	 4 946452 055655	42
353113	 4 946452 055662	42
353301	 4 946452 066378	49
353302	 4 946452 066385	49
353303	 4 946452 066392	49
353311	 4 946452 066408	49
353312	 4 946452 066415	49
353313	 4 946452 066422	49
361001	 4 946452 051602	38
361002	 4 946452 051619	38
361003	 4 946452 051626	38

品番	JANコード	ページ
361004	 4 946452 051633	38
362001	 4 946452 051640	36
362002	 4 946452 051657	36
362003	 4 946452 051664	36
362004	 4 946452 051671	36
362101	 4 946452 051688	36
362102	 4 946452 051695	36
362103	 4 946452 051701	36
362104	 4 946452 051718	36
363001	 4 946452 051725	37
363002	 4 946452 051732	37
363003	 4 946452 051749	37
363004	 4 946452 051756	37
363011	 4 946452 051763	37
363012	 4 946452 051770	37
363013	 4 946452 051787	37
363014	 4 946452 051794	37
363101	 4 946452 051800	37
363102	 4 946452 051817	37
363103	 4 946452 051824	37
363104	 4 946452 051831	37

品番	JANコード	ページ
363201	 4 946452 051848	38
363202	 4 946452 051855	38
363203	 4 946452 051862	38
363204	 4 946452 051879	38
364001	 4 946452 051886	39
364002	 4 946452 051893	39
364003	 4 946452 051909	39
364004	 4 946452 051916	39
364101	 4 946452 051923	40
364102	 4 946452 051930	40
364103	 4 946452 051947	40
364201	 4 946452 051954	39
364202	 4 946452 051961	39
364203	 4 946452 051978	39
364204	 4 946452 051985	39
4101	 4 946452 041016	55
4102	 4 946452 041023	55
4103	 4 946452 041030	55
4104	 4 946452 041047	55
4105	 4 946452 041054	55
4106	 4 946452 041061	55


品番	JANコード	ページ
4111	 4 946452 041115	55
4112	 4 946452 041122	55
4113	 4 946452 041139	55
4114	 4 946452 041146	55
4115	 4 946452 041153	55
4116	 4 946452 041160	55
4302	 4 946452 043027	56
4303	 4 946452 043034	56
4304	 4 946452 043041	56
4305	 4 946452 043058	56
4306	 4 946452 043065	56
452301	 4 946452 051350	40
452302	 4 946452 051367	40
452303	 4 946452 051374	40
452304	 4 946452 051381	40
452311	 4 946452 051398	40
452312	 4 946452 051404	40
452313	 4 946452 051411	40
452314	 4 946452 051428	40
452601	 4 946452 051435	41
452602	 4 946452 051442	41

品番	JANコード	ページ
452603	 4 946452 051459	41
452604	 4 946452 051466	41
452611	 4 946452 051473	41
452612	 4 946452 051480	41
452613	 4 946452 051497	41
452614	 4 946452 051503	41
452801	 4 946452 051510	41
452802	 4 946452 051527	41
452803	 4 946452 051534	41
452804	 4 946452 051541	41
452811	 4 946452 051558	41
452812	 4 946452 051565	41
452813	 4 946452 051572	41
452814	 4 946452 051589	41
5001	 4 946452 050018	17
5002	 4 946452 050025	17
5005	 4 946452 050056	17
5006	 4 946452 050063	17
5009	 4 946452 050094	17
5010	 4 946452 050100	17
5012	 4 946452 050124	17

品番	JANコード	ページ
5014	 4 946452 050148	17
5015	 4 946452 050155	17
5016	 4 946452 050162	17
5017	 4 946452 050179	17
5018	 4 946452 050186	17
512211	 4 946452 029809	59
512213	 4 946452 029816	59
512215	 4 946452 029823	59
512217	 4 946452 029830	59
512219	 4 946452 029847	59
525001	 4 946452 072409	63
525002	 4 946452 072416	63
525003	 4 946452 072423	63
525101	 4 946452 072430	63
525102	 4 946452 072447	63
525103	 4 946452 072454	63
525111	 4 946452 072461	63
525112	 4 946452 072478	63
525113	 4 946452 072485	63
525201	 4 946452 072492	63
525202	 4 946452 072508	63

品番	JANコード	ページ
525203	 4 946452 072515	63
525211	 4 946452 072522	63
525212	 4 946452 072539	63
525213	 4 946452 072546	63
526001	 4 946452 072553	63
526002	 4 946452 072560	63
526003	 4 946452 072577	63
526101	 4 946452 072584	63
526102	 4 946452 072591	63
526103	 4 946452 072607	63
526111	 4 946452 072614	63
526112	 4 946452 072621	63
526113	 4 946452 072638	63
526201	 4 946452 072645	63
526202	 4 946452 072652	63
526203	 4 946452 072669	63
526211	 4 946452 072676	63
526212	 4 946452 072683	63
526213	 4 946452 072690	63
530001	 4 946452 030072	73
530002	 4 946452 030089	73

品番	JANコード	ページ
530003	 4 946452 030096	73
530101	 4 946452 030102	73
530102	 4 946452 030119	73
530103	 4 946452 030126	73
541000	 4 946452 037132	61
541101	 4 946452 037149	61
541102	 4 946452 037156	61
5499	 4 946452 054993	18
5500	 4 946452 055006	18
5501	 4 946452 055013	18
5502	 4 946452 055020	18
5503	 4 946452 055037	18
5504	 4 946452 055044	18
5505	 4 946452 055051	18
551200	 4 946452 012238	61
552201	 4 946452 012245	61
552202	 4 946452 012269	61
552211	 4 946452 012252	61
554101	 4 946452 069676	62
554102	 4 946452 069683	62
554103	 4 946452 069690	62

品番	JANコード	ページ
554104	 4 946452 069706	62
554105	 4 946452 069713	62
554200	 4 946452 069720	62
554201	 4 946452 069737	62
554202	 4 946452 069744	62
554203	 4 946452 069751	62
554204	 4 946452 069768	62
554205	 4 946452 069775	62
555001	 4 946452 069782	62
555002	 4 946452 069799	62
555003	 4 946452 069805	62
555100	 4 946452 069812	62
555101	 4 946452 069829	62
555102	 4 946452 069836	62
555103	 4 946452 069843	62
555104	 4 946452 069850	62
555200	 4 946452 069867	62
555201	 4 946452 069874	62
555202	 4 946452 069881	62
555203	 4 946452 069898	62
555204	 4 946452 069904	62

品番	JANコード	ページ
561100	 4 946452 003526	26
561111	 4 946452 003533	26
561114	 4 946452 003557	26
561119	 4 946452 051305	26
561120	 4 946452 051343	26
561121	 4 946452 003588	26
561122	 4 946452 003595	26
561123	 4 946452 019138	26
561126	 4 946452 019107	27
561132	 4 946452 051312	26
561153	 4 946452 051329	26
561155	 4 946452 019121	26
561156	 4 946452 051336	26
561170	 4 946452 074045	25
561171	 4 946452 074052	25
561172	 4 946452 074069	25
561173	 4 946452 074076	25
561180	 4 946452 074021	25
561181	 4 946452 074038	25
565100	 4 946452 074014	25
572106	 4 946452 018971	80

品番	JANコード	ページ
574000	 4 946452 052845	80
575101	 4 946452 419716	4・75
575103	 4 946452 419730	4
575113	 4 946452 419761	4
575400	 4 946452 061458	4
575501	 4 946452 061465	4
575502	 4 946452 061472	4
581103	 4 946452 024040	76
584000	 4 946452 074588	75
600102	 4 042809 579680	10
600103	 4 042809 287875	10
600104	 4 042809 287882	10
600105	 4 042809 287899	10
600202	 4 042809 579642	10
600203	 4 042809 579659	10
600204	 4 042809 579666	10
600205	 4 042809 579673	10
600702	 4 042809 161755	11
600703	 4 042809 161779	11
600704	 4 042809 161793	11
6014	 4 946452 460145	22


品番	JANコード	ページ
6015	 4 946452 460152	22
6016	 4 946452 460169	22
601901	 4 946452 032007	21
601902	 4 946452 032014	21
602300	 4 946452 076490	22
602310	 4 946452 076506	22
602320	 4 946452 076513	22
605301	 4 946452 074472	18
605302	 4 946452 074489	18
605303	 4 946452 074496	18
605304	 4 946452 074502	18
605305	 4 946452 074519	18
606101	 4 946452 066675	23
606102	 4 946452 066682	23
606103	 4 946452 066699	23
703	 4 946452 007036	58
704	 4 946452 007043	58
704004	 4 946452 050957	81
704100	 4 946452 057338	81
704101	 4 946452 057345	81
704102	 4 946452 057376	81

品番	JANコード	ページ
704103	 4 946452 057383	81
704104	 4 946452 057390	81
704106	 4 946452 057413	81
705	 4 946452 007050	58
706	 4 946452 007067	58
707	 4 946452 007074	58
708	 4 946452 007081	58
7228031	 4 042809 592146	11
7228032	 4 042809 592153	11
7228033	 4 042809 592160	11
7228034	 4 042809 592177	11
7277901	 4 042809 466928	21
7277902	 4 042809 466942	21
7277903	 4 042809 466966	21
7277904	 4 042809 466980	21
7277905	 4 042809 467017	21
736000	 4 946452 065777	78
736110	 4 946452 065784	78
736120	 4 946452 065791	78
736210	 4 946452 071730	79
736220	 4 946452 071747	79











品番	JANコード	ページ
802200	 4 026275 371580	66
802201	 4 026275 371597	66
802202	 4 026275 371603	66
802203	 4 026275 371610	66
802204	 4 026275 371627	66
802205	 4 026275 371634	66
802206	 4 026275 371641	66
802207	 4 026275 371658	66
802208	 4 026275 371665	66
802209	 4 026275 371672	66
811201	 4 026275 573052	67
811202	 4 026275 573069	67
811203	 4 026275 573076	67
811204	 4 026275 573083	67
811205	 4 026275 573090	67
811206	 4 026275 573106	67
811207	 4 026275 573113	67
811208	 4 026275 573120	67
811209	 4 026275 573137	67
822201	 4 026275 473109	67
822202	 4 026275 473116	67

品番	JANコード	ページ
822203	 4 026275 473123	67
822204	 4 026275 473130	67
822205	 4 026275 473147	67
822206	 4 026275 473154	67
822207	 4 026275 473161	67
822208	 4 026275 473178	67
822209	 4 026275 473185	67
842200	 4 946452 056744	68
842201	 4 946452 056751	68
842202	 4 946452 056768	68
842203	 4 946452 056775	68
842204	 4 946452 056782	68
842205	 4 946452 056799	68
842206	 4 946452 056805	68
842207	 4 946452 056812	68
842208	 4 946452 056829	68
842209	 4 946452 056836	68
851001	 4 026275 117362	65
851002	 4 026275 117379	65
851003	 4 026275 117386	65
851004	 4 026275 117393	65

品番	JANコード	ページ
851005	 4 026275 117409	65
851006	 4 026275 117416	65
851007	 4 026275 117423	65
851008	 4 026275 117430	65
865203	 4 026275 241951	68
865205	 4 026275 241975	68
865207	 4 026275 241999	68
882111	 4 946452 032908	72
882112	 4 946452 032915	72
882120	 4 946452 032922	72
882121	 4 946452 032939	72
882122	 4 946452 032946	72
882123	 4 946452 032953	72
882124	 4 946452 032960	72
882130	 4 946452 032977	72
882131	 4 946452 032984	72
882132	 4 946452 032991	72
882133	 4 946452 033004	72
882134	 4 946452 033011	72
882140	 4 946452 033028	72
882141	 4 946452 033035	72

品番	JANコード	ページ
882142	 4 946452 033042	72
882143	 4 946452 033059	72
882144	 4 946452 033066	72
882151	 4 946452 033073	72
882152	 4 946452 033080	72
882153	 4 946452 033097	72
882211	 0 747122 181117	72
882212	 0 747122 181216	72
882220	 0 747122 182015	72
882221	 0 747122 182114	72
882222	 0 747122 182213	72
882223	 0 747122 182312	72
882224	 0 747122 182411	72
882230	 0 747122 183012	72
882231	 0 747122 183111	72
882232	 0 747122 183210	72
882233	 0 747122 183319	72
882234	 0 747122 183418	72
882240	 0 747122 184019	72
882241	 0 747122 184118	72
882242	 0 747122 184217	72

品番	JANコード	ページ
882243	 0 747122 184316	72
882244	 0 747122 184415	72
882251	 0 747122 185115	72
882252	 0 747122 185214	72
882253	 0 747122 185313	72
883111	 4 026275 319728	71
883112	 4 026275 319735	71
883113	 4 026275 319742	71
883120	 4 026275 347691	71
883121	 4 026275 319759	71
883122	 4 026275 319766	71
883123	 4 026275 319773	71
883130	 4 026275 347707	71
883131	 4 026275 319780	71
883132	 4 026275 319797	71
883133	 4 026275 319803	71
883140	 4 026275 347714	71
883141	 4 026275 319810	71
883142	 4 026275 319827	71
883143	 4 026275 319834	71
883150	 4 026275 347721	71

品番	JANコード	ページ
883151	 4 026275 319841	71
883152	 4 026275 319858	71
883153	 4 026275 319865	71
885122	 4 026275 025759	69
885123	 4 026275 025810	69
885132	 4 026275 025766	69
885133	 4 026275 025827	69
885134	 4 026275 025926	69
885142	 4 026275 025773	69
885143	 4 026275 025834	69
885144	 4 026275 025933	69
885152	 4 026275 025780	69
885153	 4 026275 025841	69
885154	 4 026275 025940	69
885162	 4 026275 025797	69
885163	 4 026275 025858	69
886121	 4 026275 485713	70
886122	 4 026275 485812	70
886123	 4 026275 485904	70
886131	 4 026275 485720	70
886132	 4 026275 485829	70

品番	JANコード	ページ
886133	 4 026275 485911	70
886134	 4 026275 486000	70
886141	 4 026275 485737	70
886142	 4 026275 485836	70
886143	 4 026275 485928	70
886144	 4 026275 486017	70
886151	 4 026275 485744	70
886152	 4 026275 485843	70
886153	 4 026275 485935	70
890001	 4 026275 214115	66
892200	 4 026275 106366	66
892203	 4 026275 106373	66
892205	 4 026275 106380	66
892207	 4 026275 106397	66
892209	 4 026275 107059	66
895200	 4 026275 371191	65

*Memo*