

EXTRA

エクストラシリーズ photo/DXスタイルー TB-1487 [P47]





スチールベッド

TB-901

¥55,000(税別)

有孔スチールベッド

TB-901U

¥62,500(税別)

- 一般的な医科向け診察台・鍼灸治療・電気治療の施術台として開発。
- ベッド脚部を外側に取り付けることで外観上の安心感と安定性を実現。
- 床面との隙間を微調整できる直径3.8cmの便利なアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | | | | |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|
| 幅 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 長さ | 170 | | 180 | | 190 | | 200 | |
| 高さ | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 無孔/2cm・有孔/3cm ●重量: 約24kg  

脱衣カゴ付ベッド

TB-911

¥65,000(税別)

有孔脱衣カゴ付ベッド

TB-911U

¥72,500(税別)

- 一般的な医科向け診察台・鍼灸治療・電気治療の施術台として開発。
- 脱衣カゴ(TB-73-01/ブルー)1個を標準装備した2本のパイプ棚付き。
- 床面との隙間を微調整できる直径3.8cmの便利なアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | | | | |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|
| 幅 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 長さ | 170 | | 180 | | 190 | | 200 | |
| 高さ | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 無孔/2cm・有孔/3cm ●重量: 約26kg  

アイホット901

TB-685

¥67,500(税別)

有孔アイホット901

TB-685U

¥75,000(税別)

- 一般的な医科向け診察台・鍼灸治療・電気治療の施術台として開発。
- ほんのりとした暖かさを実現する温熱シート内蔵の一般型施術ベッド。
- 温度の強弱を設定できるスライドボリューム式コントローラー付き。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | | | | |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|----|
| 幅 | 60 | 65 | 70 | 75 | | | | |
| 長さ | 180 | | 190 | | 200 | | | |
| 高さ | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 無孔/2cm・有孔/3cm ●重量: 約25kg  

※季節や環境により、ベッドが最適温度になるまで30~60分必要です。



ナース901

TB-1192

¥87,500(税別)

有孔ナース901

TB-1192U

¥95,000(税別)

- ベッドからの転落を防止するF型ベッドガード(TB-27-01)1本付き。
- 高さ調節(100~160cm)できるクロムメッキの点滴棒(TB-29)1本付き。
- ベッド脚部を外側に取り付けることで外観上の安心感と安定性を実現。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | | | | |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|
| 幅 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 長さ | 170 | | 180 | | 190 | | 200 | |
| 高さ | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 無孔/2cm・有孔/3cm ●重量: 約31kg  



チャイス

TB-452

¥55,000(税別)

有孔チャイス

TB-452U

¥62,500(税別)

- 子供の身長に合わせた小児用専用サイズ。院内スペースを有効に活用。
- ベッド脚部を外側に取り付けることで外観上の安心感と安定性を実現。
- 床面との隙間を微調整できる直径3.8cmの便利なアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm]

| | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|
| 幅 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 長さ | 130 | 140 | 150 | 160 |
| 高さ | 50 | 55 | 60 | 65 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 無孔/2cm・有孔/3cm ●重量: 約21kg



こどもテーブル

TB-219

¥65,000(税別)

有孔こどもテーブル

TB-219U

¥72,500(税別)

- 子供の身長に合わせた小児用専用サイズ。院内スペースを有効に活用。
- 脱衣カゴ(TB-73-01/ブルー)1個を標準装備した2本のパイプ棚付き。
- 床面との隙間を微調整できる直径3.8cmの便利なアジャスター付き。


▼サイズをご指定ください。[単位: cm]

| | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|
| 幅 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 長さ | 130 | 140 | 150 | 160 |
| 高さ | 50 | 55 | 60 | 65 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 無孔/2cm・有孔/3cm ●重量: 約22kg



チャイルダー

TB-780

¥85,000(税別)

- 子供の身長に合わせた小児用専用サイズ。院内スペースを有効に活用。
- キリン等の子供達に人気の動物柄をプリントしたパークレザーを採用。
- 同色かどまるマクラ(小)1個付き。大きな収納力を実現したレザー棚。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | | |
|----|------------|------------|------------|------------|----------|----------|
| 幅 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| 長さ | 130(全長146) | 140(全長156) | 150(全長166) | 160(全長176) | | |
| 高さ | 45(全高63) | 50(全高68) | 55(全高73) | 60(全高78) | 65(全高83) | 70(全高88) |

パークレザー(3色対応)

◀レザー色をご指定ください。[左記参照]

●クッション厚: 3cm ●重量: 約41kg



乳児用SGベッド

TB-1509

¥170,000(税別)

- ベッドからの転落を防止する乳児に安全な四面レザーガード付きベッド。
- 長手方向にスライドレール式レザーガードを採用。ワンタッチロック式。
- 安心と安定感のある外脚仕様。直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm]

| | | | |
|----|-----------|-------------|----------------------------|
| 幅 | 50(全幅62) | 55(全幅67) | 60(全幅72) |
| 奥行 | 90(全奥行95) | 100(全奥行105) | 110(全奥行115) |
| 高さ | 50(全高75) | 55(全高80) | 60(全高85) 65(全高90) 70(全高95) |


オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 3cm(本体部) ●重量: 約32kg



NEW

**SDエイト**

TB-1001

¥70,000(税別)

有孔SDエイト

TB-1001U

¥77,500(税別)

- 高さを2.5cm間隔8段階調節できるノブネジ固定式昇降脚部を採用。
- 徹底的な低原価を実現した高さ調節機能付き廉価版マッサージベッド。
- 床面との隙間を微調整できる直径3.5cmの便利なアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

| | | | | | |
|----|-------|----|----|-----|----|
| 幅 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 長さ | 170 | | | 180 | |
| 高さ | 45/63 | | | | |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約24kg

**MRエイト**

TB-1002

¥75,000(税別)

有孔MRエイト

TB-1002U

¥82,500(税別)

- 体圧分散性と衝撃吸収性に優れている低反発ウレタンフォームを採用。
- 高さを2.5cm間隔8段階調節できるノブネジ固定式昇降脚部を採用。
- 床面との隙間を微調整できる直径3.5cmの便利なアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

| | | | | | |
|----|-------|----|----|-----|----|
| 幅 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 長さ | 170 | | | 180 | |
| 高さ | 45/63 | | | | |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約24kg

※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。

**スキルアップ901**

TB-1364

¥75,000(税別)

有孔スキルアップ901

TB-1364U

¥82,500(税別)

- ベッドからの転落を防止するF型ベッドガード(TB-27-01)1本付き。
- ベッドガードが不要な時には逆さに向けて差し込むことで収納可能。
- 床面との隙間を微調整できる直径3.8cmの便利なアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 幅 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 長さ | 170 | 180 | 190 | 200 | | | | |
| 高さ | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:無孔/2cm・有孔/3cm ●重量:約30kg

**スキルアップ911**

TB-1353

¥85,000(税別)

有孔スキルアップ911

TB-1353U

¥92,500(税別)

- ベッドからの転落を防止するF型ベッドガード(TB-27-01)1本付き。
- ベッドガードが不要な時には逆さに向けて差し込むことで収納可能。
- 脱衣カゴ(TB-73-01/ブルー)1個を標準装備した2本のパイプ棚付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 幅 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 長さ | 170 | 180 | 190 | 200 | | | | |
| 高さ | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:無孔/2cm・有孔/3cm ●重量:約32kg



S型テーブル

TB-374

¥85,000(税別)

有孔S型テーブル

TB-374U

¥92,500(税別)

- ベッドからの転落を防止するS型ベッドガード(TB-30)1本付き。
- ストッパー式で上下に移動する便利なスライド機能。取り外し可能。
- 床面との隙間を微調整できる直径3.8cmの便利なアジャスター付き。


▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----|----|----|-----|----|-----|----|
| 幅 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 長さ | 170 | 180 | | | 190 | | 200 | |
| 高さ | 50 | 55 | 60 | | 65 | | | |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 無孔/2cm・有孔/3cm ●重量: 約30kg



DXスタイル

TB-1487

¥97,000(税別)

有孔DXスタイル

TB-1487U

¥104,500(税別)

- マクラやマット等の備品を衛生的に収納できる意匠性の高いレザー棚。
- シート(天板)の四隅コーナーをやさしく演出するかどまる加工を採用。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm]

| | | | | | | | |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|--|
| 幅 | 60 | | | 65 | | 70 | |
| 長さ | 170 | | 180 | | 190 | | |
| 高さ | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | | |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 3cm ●重量: 約36kg



かどまる



ソニーSX

TB-710

¥57,000(税別)

有孔ソニーSX

TB-710U

¥64,500(税別)

- 斬新なデザイン性が一体感のある個性的な院内を演出できる施術台。
- スチールを使用しない木部式構造を採用。画期的なオールレザー張り。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----|----|----|-----|----|-----|----|
| 幅 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 長さ | 170 | 180 | | | 190 | | 200 | |
| 高さ | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 3cm(本体) ●重量: 約30kg



※画像は有孔タイプです。



ソニーDX

TB-711

¥67,000(税別)

有孔ソニーDX

TB-711U

¥74,500(税別)

- 斬新なデザイン性で個性的な院内を演出できる収納棚付きの施術台。
- スチールを使用しない木部式構造を採用。画期的なオールレザー張り。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----|----|----|-----|----|-----|----|
| 幅 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 長さ | 170 | 180 | | | 190 | | 200 | |
| 高さ | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |


オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 3cm(本体) ●重量: 約35kg



※画像は有孔タイプです。



ソニーRX

TB-1137

¥93,000(税別)

有孔ソニーRX

TB-1137U

¥100,500(税別)

- 未来形デザインの個性的な院内を演出できるマッサージテーブル。
- 豊富な収納力を実現できる衛生的で耐久性の高い大型レザー棚付き。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|
| 幅 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| 長さ | 170 | 180 | 190 | 190 |
| 高さ | 50 | 55 | 60 | 65 |

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm(本体) ●重量:約40kg

※画像は有孔タイプです。



スタンダードベッド

TB-902

¥58,000(税別)

有孔スタンダードベッド

TB-902U

¥65,500(税別)

- 移動や収納に便利な脚部が簡単に折りたためる緊急用等の補助ベッド。
- ベッド脚部を外側に取り付けることで外観上の安心感と安定性を実現。
- 床面との隙間を微調整できる直径3.8cmの便利なアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 幅 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 長さ | 170 | 180 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 高さ | 50 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 |

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約20kg

※設置時の脚部はハの字になります。ご注意ください。

※画像は有孔タイプです。



ステージ

TB-267

¥68,500(税別)

- 移動や収納に便利な脚部が簡単に折りたためる緊急用等の補助ベッド。
- 瞬時に無孔へ切り替えることができるフタクッション(TB-720)付き。
- 床面との隙間を微調整できる直径3.8cmの便利なアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 幅 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 長さ | 170 | 180 | 190 | 200 | 200 |
| 高さ | 50 | 55 | 60 | 60 | 65 |

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm(本体) ●重量:約22kg

※設置時の脚部はハの字になります。ご注意ください。



スタンロン

TB-179

¥90,000(税別)

有孔スタンロン

TB-179U

¥97,500(税別)

- ワイドサイズが標準設定の収納に便利な脚部が折りたたみ式のベッド。
- ベッド脚部を外側に取り付けることで外観上の安心感と安定性を実現。
- 床面との隙間を微調整できる直径3.8cmの便利なアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|
| 幅 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 長さ | 170 | 180 | 190 | 200 |
| 高さ | 50 | 55 | 60 | 65 |

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約38kg

※設置時の脚部はハの字になります。ご注意ください。



オープンベッド

TB-716

¥75,000(税別)

有孔オープンベッド

TB-716U

¥82,500(税別)

- 移動や収納に便利な脚部が簡単に折りたたむための緊急用等の補助ベッド。
- ワンタッチロックステーと脚部に衛生的なクロムメッキ加工を採用。
- 床面をキズから守る専用脚キャップ付き。アジャスター機能無し。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 幅 | 60 | 65 | 70 | 75 | | | | |
| 長さ | 170 | 180 | 190 | 200 | | | | |
| 高さ | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 3cm ●重量: 約18kg

※設置時の脚部はハの字になります。ご注意ください。



アジャスト

TB-600

¥90,000(税別)

有孔アジャスト

TB-600U

¥97,500(税別)

- うつ伏せ時を快適にするDX有孔と長さ32cmのワイド手置き台付き。
- 本格的な激しい施術に対応可能な硬質3層式ウレタンフォームを採用。
- シート(天板)の四隅コーナーをやさしく演出するかどまる加工を採用。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 幅 | 40 | 45 | 50 | 55 | | | | |
| 長さ | 170 | 180 | 190 | 200 | | | | |
| 高さ | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 6cm(本体) ●重量: 約28kg

※画像は有孔タイプです。



ラックス

TB-303

¥120,000(税別)

有孔ラックス

TB-303U

¥127,500(税別)

- うつ伏せ時に便利な高さ7段階手動調節機能付き手置き台を標準装備。
- 本格的な激しい施術に対応可能な硬質3層式ウレタンフォームを採用。
- シート(天板)の四隅コーナーをやさしく演出するかどまる加工を採用。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 幅 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |
| 長さ | 170 | 180 | 190 | 200 | | | | |
| 高さ | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 6cm(本体) ●重量: 約30kg

※画像は有孔タイプです。



リズム

TB-353

¥140,000(税別)

有孔リズム

TB-353U

¥147,500(税別)

- うつ伏せ時に便利な高さ7段階手動調節機能付き手置き台を標準装備。
- 体圧分散性と衝撃吸収性に優れている低反発ウレタンフォームを採用。
- シート(天板)の四隅コーナーをやさしく演出するかどまる加工を採用。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 幅 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |
| 長さ | 170 | 180 | 190 | 200 | | | | |
| 高さ | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 6cm(本体) ●重量: 約32kg

※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。



※画像は有孔タイプです。

フロント

TB-970

¥95,000(税別)

有孔フロント

TB-970U

¥102,500(税別)

- 腰部からの施術に快適なポジションを確保できる3セクションシート。
- うつ伏せでの呼吸を楽にして顔への負担を軽減する穴あきDX有孔。
- シート(天板)の四隅コーナーをやさしく演出するかどまる加工を採用。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | | | | |
|----|----------|----------|----------|----------|----|----|----|----|
| 幅 | 60 (40) | 65 (45) | 70 (50) | 75 (55) | | | | |
| 長さ | 180 (44) | 190 (54) | 200 (64) | 210 (74) | | | | |
| 高さ | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |

※()内の数字は中央のスリムシートのサイズです。

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:7cm ●重量:約30kg



※画像は有孔タイプです。

フェリー

TB-124

¥90,000(税別)

有孔フェリー

TB-124U

¥97,500(税別)

- 専門的なマッサージのプロも愛用する頭部側スロープ式シートを採用。
- マットやマクラ等の備品を衛生的に収納できる3本のパイプ棚付き。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 幅 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 長さ | 170 | 180 | 190 | 200 | | | | |
| 高さ | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約26kg



※画像は有孔タイプです。

リセット

TB-327

¥120,000(税別)

有孔リセット

TB-327U

¥127,500(税別)

- 専門的なマッサージのプロも愛用する頭部側スロープ式シートを採用。
- 患者様の身長に応じて30cmの伸縮可能なフットレスト機能付き。
- マットやマクラ等の備品を衛生的に収納できる3本のパイプ棚付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | | | | |
|----|---------|---------|---------|---------|----|----|----|----|
| 幅 | 60 | 65 | 70 | 75 | | | | |
| 長さ | 160~190 | 170~200 | 180~210 | 190~220 | | | | |
| 高さ | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm(本体) ●重量:約30kg



※画像は有孔タイプです。

アマンダ

TB-436

¥95,000(税別)

有孔アマンダ

TB-436U

¥102,500(税別)

- 専門的なマッサージのプロも愛用する頭部側スロープ式シートを採用。
- マットやマクラ等の備品を衛生的に収納できる便利なレザー棚付き。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 幅 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 長さ | 170 | 180 | 190 | 200 | | | | |
| 高さ | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm(本体) ●重量:約31kg



ビオレ

TB-358

¥105,000(税別)

有孔ビオレ

TB-358U

¥112,500(税別)

- 専門的なマッサージのプロも愛用する頭部側スロープシートを採用。
- マットやマクラ等の備品を衛生的に収納できる便利なレザー棚付き。
- 床面との隙間を微調整できる直径3.8cmの便利なアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|
| 幅 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| 長さ | 180 | 190 | 200 | 210 |
| 高さ | 50 | 55 | 60 | 65 |

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:9cm(本体) ●重量:約38kg  



マスタ

TB-247

¥88,000(税別)

有孔マスタ

TB-247U

¥95,500(税別)

- 低床&幅狭タイプの特種マッサージベッド。スロープシートを採用。
- うつ伏せでの呼吸を楽にして顔への負担を軽減する穴あきDX有孔。

▼サイズ [単位:cm]

| | |
|----|-------|
| 幅 | 32/44 |
| 長さ | 190 |
| 高さ | 42 |

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:5cm ●重量:約20kg 

※頭部側の脚部は木枠から40cm内側になります。
不安定な構造につきご使用には十分ご注意ください。



マッサージSD

TB-123

¥80,000(税別)

有孔マッサージSD

TB-123U

¥87,500(税別)

- マッサージを主体とした強い施術に最適な完全固定式フレームを採用。
- 長年の使用にも耐えるスリムで頑丈な直径3.8cmの脚部パイプを採用。
- 床面をキズから守る専用脚ゴム付き。床面との滑りも防止する軟質系。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 幅 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 長さ | 170 | 180 | 190 | 200 | | | | |
| 高さ | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約27kg 



アップマッサージSD

TB-1386

¥87,500(税別)

有孔アップマッサージSD

TB-1386U

¥95,000(税別)

- マッサージを主体とした強い施術に最適な完全固定式フレームを採用。
- マットやマクラ等の備品を衛生的に収納できる3本のパイプ棚付き。
- 床面をキズから守る専用脚ゴム付き。床面との滑りも防止する軟質系。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 幅 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 長さ | 170 | 180 | 190 | 200 | | | | |
| 高さ | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約30kg 



アスリートSD

TB-1535

¥105,000(税別)

- 上質な高反発・高密度ウレタンフォームが快適さと最適な硬質を実現。
- パイプ棚付きの完全固定式フレームを採用。専用フタクッション付き。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 幅 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 長さ | 170 | 180 | 190 | 200 | | | | |
| 高さ | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 6cm(表面)・2cm(側面) ●重量: 約32kg



アスリートDX

TB-1227

¥90,000(税別)

- 強靱な筋肉を施術するトレーナーのための強靱なアスリート用ベッド。
- 上質な高反発・高密度ウレタンフォームが快適さと最適な硬質を実現。
- 強度レベルをアップした上段H型脚部。専用フタクッション付き。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 幅 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 長さ | 170 | 180 | 190 | 200 | | | | |
| 高さ | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 6cm(表面)・2cm(側面) ●重量: 約29kg



プレイ

TB-311

¥150,000(税別)

有孔プレイ

TB-311U

¥157,500(税別)

- ワイドサイズを標準の激しい施術に最適な完全固定式フレームを採用。
- マットやマクラ等の備品を衛生的に収納できる5本のパイプ棚付き。
- 床面をキズから守る専用脚ゴム付き。床面との滑りも防止する軟質系。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm]

| | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|
| 幅 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 長さ | 170 | 180 | 190 | 200 |
| 高さ | 45 | 50 | 55 | 60 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 3cm ●重量: 約42kg



マッサージベッド

TB-909

¥80,000(税別)

有孔マッサージベッド

TB-909U

¥87,500(税別)

- 昔ながらの人気の高いデザインを採用。直径3.8cmの脚部パイプを採用。
- マッサージを主体とした強い施術に最適な完全固定式フレームを採用。
- 床面をキズから守る専用脚ゴム付き。床面との滑りも防止する軟質系。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 幅 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 長さ | 170 | 180 | 190 | 200 | | | | |
| 高さ | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 3cm ●重量: 約27kg





タフベッド

TB-936

¥85,000(税別)

有孔タフベッド

TB-936U

¥92,500(税別)

- 最強レベルの強度を実現する6本脚仕様。清掃に便利な上段H型脚部。
- ベッド脚部を外側に取り付けることで外観上の安心感と安定性を実現。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 幅 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 長さ | 170 | 180 | 190 | 200 | | | | |
| 高さ | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 3cm ●重量: 約28kg



タフロ

TB-253

¥130,000(税別)

有孔タフロ

TB-253U

¥137,500(税別)

- ワイドサイズを標準設定とした最強レベルの強度を実現する施術台。
- ベッド脚部を外側に取り付けることで外観上の安心感と安定性を実現。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm]

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 幅 | 75 | 80 | 85 | 90 | | | | |
| 長さ | 170 | 180 | 190 | 200 | | | | |
| 高さ | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 3cm ●重量: 約41kg



トーマス

TB-350

¥160,000(税別)

- ワイドサイズを標準設定とした最強レベルのオメガ機能付き施術台。
- うつ伏せ時に快適な埋込式ケアフェイスマット(TB-77C-2B)付き。
- フラットな無孔ベッドとしても利用が可能な埋込式無孔マット付き。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|
| 幅 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 長さ | 180 | 190 | 200 | 210 |
| 高さ | 45 | 50 | 55 | 60 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 5cm(本体) ●重量: 約48kg



かどまる



りんごベッド

TB-939

¥75,000(税別)

有孔りんごベッド

TB-939U

¥82,500(税別)

- シートセンター10cmのスリムラインがより近くでのアプローチを実現。
- ベッド脚部を内側に取り付けることで頭足側のスムーズな施術を実現。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | | | | |
|----|-------|-------|-------|-------|----|----|----|----|
| 幅 | 60/50 | 65/55 | 70/60 | 75/65 | | | | |
| 長さ | 180 | 190 | 200 | 210 | | | | |
| 高さ | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 3cm ●重量: 約26kg





りんごベッド20

TB-1325

¥90,000(税別)

有孔りんごベッド20

TB-1325U

¥97,500(税別)

- シートセンター20cmのスリムラインがより近くでのアプローチを実現。
- マッサージを主体とした施術に最適な固定ブリッジ式フレームを採用。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

| 幅 | 65/45 | 70/50 | 75/55 | 80/60 | | | | |
|----|-------|-------|-------|-------|----|----|----|----|
| 長さ | 180 | 190 | 200 | 210 | | | | |
| 高さ | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約25kg 

マールベッド

TB-596

¥80,000(税別)

有孔マールベッド

TB-596U

¥87,500(税別)

- クッション性の良いスタンダードで頑丈なシンプルマッサージベッド。
- シート(天板)の四隅コーナーをやさしく演出するかどまる加工を採用。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

| 幅 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 長さ | 170 | 180 | 190 | 200 | | | | |
| 高さ | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:6cm ●重量:約27kg 

※画像は有孔タイプです。



マールアプロ

TB-170

¥90,000(税別)

有孔マールアプロ

TB-170U

¥97,500(税別)

- 上質な高反発・高密度ウレタンフォームが快適さと最適な硬質を実現。
- シート(天板)の四隅コーナーをやさしく演出するかどまる加工を採用。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

| 幅 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 長さ | 170 | 180 | 190 | 200 | | | | |
| 高さ | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:6cm ●重量:約23kg 

※画像は有孔タイプです。



メモリー

TB-309

¥112,500(税別)

- 体圧分散性と衝撃吸収性に優れている低反発ウレタンフォームを採用。
- うつ伏せでの呼吸を楽にして顔への負担を軽減する穴あきDX有孔。
- 瞬時に無孔へ切り替えることができる同色専用フタクッション付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

| 幅 | 60 | 65 | 70 | 75 |
|----|-----|-----|-----|-----|
| 長さ | 170 | 180 | 190 | 200 |
| 高さ | 50 | 55 | 60 | 65 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:6cm(本体) ●重量:約30kg 

※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。



※画像は有孔タイプです。

スイート

TB-257

¥90,000(税別)

有孔スイート

TB-257U

¥97,500(税別)

- こだわりの薄型ウレタンフォームを採用のシンプルマッサージベッド。
- シート(天板)の四隅コーナーをやさしく演出するかどまる加工を採用。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 幅 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 長さ | 170 | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | 200 | 200 |
| 高さ | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:約24kg   



※画像は有孔タイプです。

ロデオ

TB-355

¥110,000(税別)

有孔ロデオ

TB-355U

¥117,500(税別)

- ワイドサイズを標準設定としたクッション性の良いシンプルな施術台。
- シート(天板)の四隅コーナーをやさしく演出するかどまる加工を採用。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|
| 幅 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 長さ | 170 | 180 | 190 | 200 |
| 高さ | 40 | 45 | 50 | 55 |
| | 60 | 65 | 70 | 75 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:6cm ●重量:約36kg   



※画像は有孔タイプです。

グッチ

TB-380

¥130,000(税別)

有孔グッチ

TB-380U

¥137,500(税別)

- 最強レベルの強度を実現する6本脚仕様。クッション性の良い施術台。
- シート(天板)の四隅コーナーをやさしく演出するかどまる加工を採用。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

| | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|
| 幅 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 長さ | 170 | 180 | 190 | 200 |
| 高さ | 40 | 45 | 50 | 55 |
| | 60 | 65 | 70 | 75 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:5cm ●重量:約44kg   

※シートの裏面は同色レザー張り仕上げです。



※画像は有孔タイプです。

スマイル

TB-136

¥90,000(税別)

有孔スマイル

TB-136U

¥97,500(税別)

- 片側(頭部)のシート形状が丸く円形状になりアプローチ範囲を拡大。
- クッション性が良く頭部からの施術主体の頑丈なマッサージベッド。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 幅 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 長さ | 170 | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | 200 | 200 |
| 高さ | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:6cm ●重量:約28kg   



※画像は有孔タイプです。

フィールド

TB-248

¥100,000(税別)

有孔フィールド

TB-248U

¥107,500(税別)

- 両側のシート形状が丸く円形状になりアプローチ範囲を大きく拡大。
- クッション性の良い頭足からの施術主体の頑丈なマッサージベッド。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|
| 幅 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| 長さ | 170 | 180 | 190 | 200 |
| 高さ | 50 | 55 | 60 | 65 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:6cm ●重量:約29kg



マールオフ

TB-146

¥120,000(税別)

有孔マールオフ

TB-146U

¥127,500(税別)

- 心エコー検査等にも活用できる脱着可能な専用処置マット1個付き。
- 装着が容易で取り外し可能な処置マット。サイズ:幅34×奥行34cm。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 幅 | 60 | 65 | 70 | 75 | | | | |
| 長さ | 170 | 180 | 190 | 200 | | | | |
| 高さ | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:6cm ●重量:約30kg



※処置マットは取り外しできます。



ツインマールオフ

TB-193

¥140,000(税別)

有孔ツインマールオフ

TB-193U

¥147,500(税別)

- 心エコー検査等にも活用できる脱着可能な専用処置マット2個付き。
- 装着が容易で取り外し可能な処置マット。サイズ:幅34×奥行34cm。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 幅 | 60 | 65 | 70 | 75 | | | | |
| 長さ | 170 | 180 | 190 | 200 | | | | |
| 高さ | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:6cm ●重量:約31kg



※処置マットは取り外しできます。



マウンテンベッド

TB-1015

¥92,500(税別)

有孔マウンテンベッド

TB-1015U

¥100,000(税別)

- 専門的な治療家グループが愛用するマウンテン式シート形状の施術台。
- ベッド脚部を外側に取り付けることで外観上の安心感と安定性を実現。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 幅 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 長さ | 170 | 180 | 190 | 200 | | | | |
| 高さ | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3/13cm ●重量:約28kg





※画像は有孔タイプです。

スーパー低反発ベッド

TB-608

¥100,000(税別)

有孔スーパー低反発ベッド

TB-608U

¥107,500(税別)

- 体圧分散性と衝撃吸収性に優れている低反発ウレタンフォームを採用。
- シート(天板)の四隅コーナーをやさしく演出するかどまる加工を採用。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 幅 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 長さ | 170 | 180 | 190 | 200 | | | | |
| 高さ | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:6cm ●重量:約30kg



かどまる

※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。



スーパー低反発-5

TB-137

¥120,000(税別)

有孔スーパー低反発-5

TB-137U

¥127,500(税別)

- 体圧分散性と衝撃吸収性に優れている低反発ウレタンフォームを採用。
- マットやマクラ等の備品を衛生的に収納できる便利なレザー棚付き。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 幅 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 長さ | 170 | 180 | 190 | 200 | | | | |
| 高さ | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:6cm(本体) ●重量:約34kg



かどまる

※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。



※画像は有孔タイプです。

オーシャン

TB-254

¥140,000(税別)

有孔オーシャン

TB-254U

¥147,500(税別)

- ワイドサイズを標準設定とした低反発ウレタンフォーム採用の施術台。
- シート(天板)の四隅コーナーをやさしく演出するかどまる加工を採用。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 幅 | 75 | 80 | 85 | 90 | | | | |
| 長さ | 170 | 180 | 190 | 200 | | | | |
| 高さ | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:6cm ●重量:約37kg



かどまる

※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。



低反発フォームベッド

TB-943

¥100,000(税別)

有孔低反発フォームベッド

TB-943U

¥107,500(税別)

- 体圧分散性と衝撃吸収性に優れている低反発ウレタンフォームを採用。
- ベッド脚部を内側に取り付けることで頭足側のスムーズな施術を実現。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 幅 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 長さ | 170 | 180 | 190 | 200 | | | | |
| 高さ | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:6cm ●重量:約30kg



かどまる

※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。



アンジー
TB-984 ￥100,000(税別)

有孔アンジー
TB-984U ￥107,500(税別)

- レザー色や粉体塗装色の組合せによってバリ風・アジアン風等を演出。
- 収納に便利なレザー棚と片側には衛生的な扉付き収納庫を標準装備。
- 床面との隙間を微調整できる直径3.8cmの便利なアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

| | | | | | |
|----|-----|-----|----|----|----|
| 幅 | 60 | 65 | 70 | | |
| 長さ | 180 | 190 | | | |
| 高さ | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |

オリジナルレザー(18色対応) ◀シートと棚の2色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約41kg

※収納庫位置A・Bをご指定ください。ご指定のない場合はAが標準位置になります。



パークベッド
TB-516 ￥85,000(税別)

有孔パークベッド
TB-516U ￥92,500(税別)

- 院内の雰囲気明るくする動物柄をプリントしたパークレザーを採用。
- シート(天板)の四隅コーナーをやさしく演出するかどまる加工を採用。
- 床面をキズから守る専用脚ゴム付き。床面との滑りも防止する軟質系。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 幅 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 長さ | 170 | 180 | 190 | 200 | | | | |
| 高さ | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |

パークレザー(3色対応) ◀レザー色をご指定ください。[左記参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約23kg



Mスポーツ70
TB-1424 ￥76,000(税別)

- 安定感のあるワイドな幅70cmを標準設定した木製スタンダードベッド。
- 7.5cmの高反発・高密度ウレタンを採用。便利なフタクッション付き。
- 安全性と強度を優先したダブルノブネジ6段階高さ調節機能付き。

▼サイズ [単位:cm]


| | |
|----|---------------|
| 幅 | 70 |
| 長さ | 180 |
| 高さ | 51/67 (6段階調節) |

オリジナルレザー(3色対応) ◀レザー色をご指定ください。[下記参照]

●クッション厚:7.5cm ●重量:約25kg

※TB-1020 差込式フェイスがオプションで装着可能です。

※耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚・難燃 RoHS対応



バストフレクション
TB-1471 ￥280,000(税別)

- フットスイッチ操作で最大12cmの電動上昇が可能な内蔵式バストマット。
- うつ伏せ時の息苦しさや胸の圧迫感・腰への負担を軽減できる施術台。
- タオル等の小物収納に便利なレザー棚付き。専用フタクッション付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | |
|----|-----|-----|----|----|----|
| 幅 | 60 | 65 | 70 | | |
| 長さ | 180 | 190 | | | |
| 高さ | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー2色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:11cm ●重量:約65kg

▼脚部塗装色8色よりお選びいただけます。(粉体塗装加工)



モクベッドS

TB-743

¥65,000(税別)

有孔モクベッドS

TB-743U

¥72,500(税別)

- 上質なメルクシバイン材に食品衛生法に適應の低臭透明ニスを採用。
- 院内の雰囲気や溶け込む木の質感がカントリー家具風な高級感を演出。
- 床面をキズから守る専用の滑り止めゴムシートを脚部裏面に接着加工。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

| | | | | | | | |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|
| 幅 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | | |
| 長さ | 170 | | 180 | | 190 | | |
| 高さ | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約24kg



※画像は有孔タイプです。



モクベッドSL

TB-745

¥75,000(税別)

有孔モクベッドSL

TB-745U

¥82,500(税別)

- 体圧分散性と衝撃吸収性に優れている低反発ウレタンフォームを採用。
- 院内の雰囲気や溶け込む木の質感がカントリー家具風な高級感を演出。
- 床面をキズから守る専用の滑り止めゴムシートを脚部裏面に接着加工。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

| | | | | | | | |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|
| 幅 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | | |
| 長さ | 170 | | 180 | | 190 | | |
| 高さ | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約24kg



※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。

※画像は有孔タイプです。



モクベッドST

TB-757

¥80,000(税別)

有孔モクベッドST

TB-757U

¥87,500(税別)

- 収納棚を標準装備する強化型木製マッサージベッド。棚ハリ3本仕様。
- 上質なメルクシバイン材に食品衛生法に適應の低臭透明ニスを採用。
- 床面をキズから守る専用の滑り止めゴムシートを脚部裏面に接着加工。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

| | | | | | | | |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|
| 幅 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | | |
| 長さ | 170 | | 180 | | 190 | | |
| 高さ | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約31kg



※画像は有孔タイプです。



FG型モクベッド

TB-1087

¥90,000(税別)

有孔FG型モクベッド

TB-1087U

¥97,500(税別)

- ベッドからの転落を防止するレザーカバー付きF型ベッドガード。
- 上質なメルクシバイン材に食品衛生法に適應の低臭透明ニスを採用。
- 床面をキズから守る専用の滑り止めゴムシートを脚部裏面に接着加工。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

| | | | | | | | |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|
| 幅 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | | |
| 長さ | 170 | | 180 | | 190 | | |
| 高さ | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約27kg



※画像は有孔タイプです。



モクベッドC

TB-744

¥70,000(税別)

有孔モクベッドC

TB-744U

¥77,500(税別)

- 上質なメルクシバイン材に食品衛生法に適應の低臭透明ニスを採用。
- レトロでクラシックなイメージを再現する豪華な金色の鋳を裝飾加工。
- 床面をキズから守る専用の滑り止めゴムシートを脚部裏面に接着加工。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

| | | | | | | | |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|
| 幅 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | | |
| 長さ | 170 | | 180 | | 190 | | |
| 高さ | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約24kg 

モクベッドSF

TB-748

¥85,000(税別)

- 上質なメルクシバイン材に食品衛生法に適應の低臭透明ニスを採用。
- うつ伏せ時に快適な埋込式ケアフェイスマット(TB-77C-28)付き。
- フラットな無孔ベッドとしても利用が可能な埋込式無孔マット付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

| | | | | | | | |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|
| 幅 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | | |
| 長さ | 170 | | 180 | | 190 | | |
| 高さ | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:5cm ●重量:約27kg 

※オメガ式DXベッド用綿製カバー(P373参照)



モクベッドSH

TB-895

¥80,000(税別)

有孔モクベッドSH

TB-895U

¥87,500(税別)

- ほんのりとした暖かさを実現する温熱シート内蔵。温度調節機能付き。
- 上質なメルクシバイン材に食品衛生法に適應の低臭透明ニスを採用。
- 院内の雰囲気や溶け込む木の質感がカントリー家具風な高級感を演出。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

| | | | | | | | |
|----|-----|----|-----|----|----|----|----|
| 幅 | 60 | 65 | 70 | | | | |
| 長さ | 180 | | 190 | | | | |
| 高さ | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約25kg 

※季節や環境により、ベッドが最適温度になるまで30~60分必要です。



モクベッドL

TB-1374

¥94,000(税別)

有孔モクベッドL

TB-1374U

¥101,500(税別)

- 操作が簡単な15段階ラチェット式角度調節機能付き。背0~80°。
- カントリー家具風な雰囲気であたたかみのある院内づくりをサポート。
- 床面をキズから守る専用の滑り止めゴムシートを脚部裏面に接着加工。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

| | | | |
|----|-----|----|-----|
| 幅 | 60 | 65 | 70 |
| 長さ | 180 | | 190 |
| 高さ | 50 | 55 | 60 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:5cm ●重量:約27kg 



タフモクベッド

TB-1272

¥100,000(税別)

有孔タフモクベッド

TB-1272U

¥107,500(税別)

- 強化型仕様の極太9cm角脚部を採用した安定性の高いタフな木製加工。
- 上質なメルクシパイン材に食品衛生法に適應の低臭透明ニスを採用。
- 院内の雰囲気や溶け込む木の質感がカントリー家具風な高級感を演出。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm]

| | | | | | |
|----|-----|----|-----|----|-----|
| 幅 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 長さ | 170 | | 180 | | 190 |
| 高さ | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| | | | | 65 | 70 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 3cm ●重量: 約30kg



ワイドモクマット

TB-1242

¥140,000(税別)

有孔ワイドモクマット

TB-1242U

¥147,500(税別)

- ワイドサイズを標準設定とした強化型仕様の極太9cm角脚部を採用。
- 上質なメルクシパイン材に食品衛生法に適應の低臭透明ニスを採用。
- 院内の雰囲気や溶け込む木の質感がカントリー家具風な高級感を演出。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm]

| | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|
| 幅 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 長さ | 170 | 180 | 190 | 200 |
| 高さ | 45 | 50 | 55 | 60 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 3cm ●重量: 約48kg



マックス

TB-602

¥100,000(税別)

有孔マックス

TB-602U

¥107,500(税別)

- 両側への装着が可能な専用肢台1個付き。便利な引っ掛け収納タイプ。
- シート(天板)の四隅コーナーをやさしく演出するかどまる加工を採用。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|
| 幅 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| 長さ | 170 | 180 | 190 | 200 |
| 高さ | 50 | 55 | 60 | 65 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 4cm(本体) ●重量: 約30kg



※肢台サイズ: 幅31cm×奥行31cm



ウイングベッド

TB-606

¥125,000(税別)

有孔ウイングベッド

TB-606U

¥132,500(税別)

- 取り外しすることなくワンタッチで利用できる回転式上肢台機能付き。
- ベッド裏側に簡単収納できる上肢台2個付き。サイズ: 幅30×奥行22cm。
- シート(天板)の四隅コーナーをやさしく演出するかどまる加工を採用。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|
| 幅 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| 長さ | 170 | 180 | 190 | 200 |
| 高さ | 50 | 55 | 60 | 65 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 6cm(本体) ●重量: 約35kg



※上肢台を収納する時は、本体シートの内側まで収納してください。



回転ガード付マール

TB-151

¥160,000(税別)

有孔回転ガード付マール

TB-151U

¥167,500(税別)

- 転落防止として活躍するワンタッチの回転式レザーガード2個付き。
- シート(天板)の四隅コーナーをやさしく演出するかどまる加工を採用。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 幅 | 60 | 65 | 70 | 75 | | | | |
| 長さ | 170 | 180 | 190 | 200 | | | | |
| 高さ | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:6cm(本体) ●重量:約43kg  



ブリッジベッド

TB-180

¥85,000(税別)

有孔ブリッジベッド

TB-180U

¥92,500(税別)

- 頑丈な固定式マッサージベッドとして人気のブリッジ式脚部デザイン。
- 外観上の安心感も高く安定した施術をサポートできる設計開発を実現。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 幅 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 長さ | 170 | 180 | 190 | 200 | | | | |
| 高さ | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約30kg 



オメガ式ブリッジベッド

TB-184

¥110,000(税別)

- 頑丈な固定式マッサージベッドとして人気のブリッジ式脚部デザイン。
- うつ伏せ時に快適な埋込式ケアフェイスマット(TB-77C-28)付き。
- フラットな無孔ベッドとしても利用可能な埋込式無孔マット付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 幅 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 長さ | 170 | 180 | 190 | 200 | | | | |
| 高さ | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:5cm(本体) ●重量:約29kg 

※オメガ式DXベッド用綿製カバー(P373参照)



マルチ型ブリッジベッド

TB-586

¥100,000(税別)

有孔マルチ型ブリッジベッド

TB-586U

¥107,500(税別)

- 患者様の身長に応じて30cmの伸縮が可能なフットレスト機能付き。
- 頑丈な固定式マッサージベッドとして人気のブリッジ式脚部デザイン。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | | | | |
|----|---------|---------|---------|---------|----|----|----|----|
| 幅 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 長さ | 160~190 | 170~200 | 180~210 | 190~220 | | | | |
| 高さ | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm(本体) ●重量:約25kg 

※画像は有孔タイプです。



モーションテーブル

TB-986

¥90,000(税別)

- 胸部・腹部・両足をレザー製ベルトで簡単に固定できる運動用ベッド。
- 安全で正しい矯正運動が実践できる運動療法に最適な設計デザイン。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm]

| | | | | | | | | | |
|----|-----|----|----|----|----|----|-----|--|--|
| 幅 | 60 | | | 65 | | | 70 | | |
| 長さ | 180 | | | | | | 190 | | |
| 高さ | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | | |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 6cm ●重量: 約32kg



ユーズベンチ

TB-1280

¥100,000(税別)

- うつ伏せ時に顔の圧迫感を軽減する採用実績の高い縦型ヘッド付き。
- フラットな無孔ベッドとしても利用可能な埋込式無孔マット付き。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | | | | | |
|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|-----|
| 幅 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |
| 長さ | 170 | | | 180 | | | 190 | | 200 |
| 高さ | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 3cm(本体) ●重量: 約30kg



カイザー

TB-401

¥210,000(税別)

有孔カイザー

TB-401U

¥217,500(税別)

- 簡単なステップ操作で4輪を同時にロックするトータルロック式。
- 医療機関に必要とされる高い静粛性を実現する直径12.5cmキャスター。
- 車輪停止と旋回停止を行える安全性の高いダブルロック機能付き。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | | | | | |
|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|-----|
| 幅 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | |
| 長さ | 170 | | | 180 | | | 190 | | 200 |
| 高さ | 50 | | | 55 | | | 60 | | 65 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 3cm ●重量: 約32kg



F型カイザー

TB-426

¥230,000(税別)

有孔F型カイザー

TB-426U

¥237,500(税別)

- 簡単なステップ操作で4輪を同時にロックするトータルロック式。
- 医療機関に必要とされる高い静粛性を実現する直径12.5cmキャスター。
- ベッドからの転落を防止するF型ベッドガード(TB-27-01)1本付き。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | | | | | |
|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|-----|
| 幅 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | |
| 長さ | 170 | | | 180 | | | 190 | | 200 |
| 高さ | 50 | | | 55 | | | 60 | | 65 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 3cm ●重量: 約37kg





ランカイザー

TB-429

¥245,000(税別)

有孔ランカイザー

TB-429U

¥252,500(税別)

- 簡単なステップ操作で4輪を同時にロックするトータルロック式。
- ベッドガードを四方から装着できる多目的に安全性を考慮した施術台。
- ベッドからの転落を防止するF型ベッドガード(TB-27-01)2本付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|
| 幅 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| 長さ | 170 | 180 | 190 | 200 |
| 高さ | 50 | 55 | 60 | 65 |

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約42kg 

※キャスターの直径は12.5cmです。



回転ガード付カイザー

TB-1304

¥280,000(税別)

有孔回転ガード付カイザー

TB-1304U

¥287,500(税別)

- 簡単なステップ操作で4輪を同時にロックするトータルロック式。
- 医療機関に必要とされる高い静粛性を実現する直径12.5cmキャスター。
- 転落防止として活躍するワンタッチの回転式レザーガード2個付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|
| 幅 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| 長さ | 170 | 180 | 190 | 200 |
| 高さ | 55 | 60 | 65 | 70 |

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:6cm(本体) ●重量:約43kg  

ダイナDX

TB-664

¥112,000(税別)

有孔ダイナDX

TB-664U

¥119,500(税別)

- ベッド脚部に温かみのある木目調の不燃認定化粧フィルムを貼付加工。
- シート(天板)の四隅コーナーをやさしく演出するかどまる加工を採用。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 幅 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | | | |
| 長さ | 170 | 180 | 190 | 200 | | | | |
| 高さ | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約41kg  

※画像は有孔タイプです。



ダイナFX

TB-665

¥95,000(税別)

有孔ダイナFX

TB-665U

¥102,500(税別)

- 緩やかな丸みを設けた専用脚部が外観上の一体感を演出するデザイン。
- シート(天板)の四隅コーナーをやさしく演出するかどまる加工を採用。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 幅 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | | | |
| 長さ | 170 | 180 | 190 | 200 | | | | |
| 高さ | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約41kg  

※画像は有孔タイプです。



ラックベッド

TB-1341

¥32,000(税別)

- 現在お使いのベッドに補助的な上肢台・下肢台として活躍する施術台。
- シンプルな4cmの角パイプを脚部に採用した安定感の高いスチール構造。
- 床面との隙間を微調整できる直径3.8cmの便利なアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 幅 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 長さ | | 30 | | 35 | | 40 | | 45 |
| 高さ | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約7kg



※画像は有孔タイプです。

ライトベンダー

TB-1282

¥90,000(税別)

有孔ライトベンダー

TB-1282U

¥97,500(税別)

- 折りたたんで簡単に移動収納ができる直径6cmキャスト付き施術台。
- 院内のスペースを効率的に活用できる実用的なコンパクト収納設計。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

| | | | |
|----|-----|----|-----|
| 幅 | 60 | 65 | 70 |
| 長さ | 180 | | 190 |
| 高さ | 50 | 55 | 60 |

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:約35kg



はねあげベッド

TB-1039

¥100,000(税別)

有孔はねあげベッド

TB-1039U

¥107,500(税別)

- スペースを効率的に活用できて車イスの患者様にも有効な跳ね上げ式。
- 女性でも簡単に跳ね上げることが可能な安全ストッパー機能付き構造。
- 床面との隙間を微調整できる直径3.8cmの便利なアジャスター付き。


▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

| | | | |
|----|-----|----|-----|
| 幅 | 60 | 65 | 70 |
| 長さ | 180 | | 190 |
| 高さ | 50 | 55 | 60 |

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:5cm ●重量:約31kg

※壁面への取り付け施工は専門の施工業者様へご依頼ください。



NEW

脱衣用はねあげベッド

TB-1508

¥140,000(税別)

有孔脱衣用はねあげベッド

TB-1508U

¥147,500(税別)

- 脱衣場のスペースを有効活用できる便利な跳ね上げ式着替えベッド。
- 女性でも簡単に跳ね上げることが可能な安全ストッパー機能付き構造。
- ベッドからの転落を防止するF型ベッドガード(TB-27-01)1本付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

| | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 幅 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| 長さ | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
| 高さ | 45 | 50 | 55 | 60 | |

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:5cm ●重量:約45kg(幅80cm×長さ180cm製作時)

※壁面への取り付け施工は専門の施工業者様へご依頼ください。



処理台

TB-367

¥100,000(税別)

- 病院での多目的な処置に活躍する強度レベルの高い完全固定式フレーム。
- 脱着できる厚み4cmのレザーマット付き。マジックベルト2カ所付き。
- 床面をキズから守る専用脚ゴム付き。床面との滑りも防止する軟質系。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | | | | |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|
| 幅 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 長さ | 170 | | 180 | | 190 | | 200 | |
| 高さ | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:約29kg



ドルチェレールCタイプ

TB-700

¥100,000(税別)

- 天井への取付工事が不要な画期的な医療用カーテン。意匠登録済み。
- 施術室の増設やレイアウトの変更等が気軽に行える抜群の設置力。
- カーテン取付位置はL字(2面)を採用。複数台の設置にも対応可能。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 全幅 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| 全長 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |
| 全高 | 190 | 200 | 200 | 210 | 220 |

カーテン/防炎ラベル付き 防炎機能・防汚機能・制菌機能(SEK)

家庭用洗濯機で丸洗い可能 ●重量:約24kg

※ご注文時にはカーテン取付け位置 a・b のどちらかをご指定ください。

カーテンカラー5色よりお選びください。

| | | | | |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| クリーム T-19181 | ベージュ T-19182 | ピンク T-19183 | グリーン T-19184 | ブルー T-19185 |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|



ドルチェAタイプ

TB-527

¥180,000(税別)

- 天井への取付工事が不要な画期的な医療用カーテン。意匠登録済み。
- 施術室の増設やレイアウトの変更等が気軽に行える抜群の設置力。
- カーテン取付位置はU字(3面)を採用。ベッドへの取付加工が必要。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 全幅 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| 全長 | 230 | | 240 | | 250 | | 260 | |
| 全高 | 200 (ドルチェAタイプの取付け位置により変化します) | | | | | | | |

●カーテン:セラビカーテン ●重量:約22kg

※ご注文時には使用されるベッドの製品名・長さを必ずご提示ください。

カーテンカラー5色よりお選びください。

| | | | | |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| クリーム T-19181 | ベージュ T-19182 | ピンク T-19183 | グリーン T-19184 | ブルー T-19185 |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|



ドルチェAタイプ&フレンド

TB-528

¥242,000(税別)

ドルチェAタイプ&有孔フレンド

TB-528U

¥249,500(税別)

- 天井への取付工事が不要な画期的な医療用カーテン。意匠登録済み。
- カーテン取付位置はU字(3面)を採用。ベッドへの取付加工が必要。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | | | | |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|
| 幅 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 長さ | 170 | | 180 | | 190 | | 200 | |
| 高さ | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |

ベッド:オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]


●クッション厚:3cm ●重量:約26kg(ベッドのみ)

| | | | | | |
|---------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| カーテンカラー | クリーム T-19181 | ベージュ T-19182 | ピンク T-19183 | グリーン T-19184 | ブルー T-19185 |
|---------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|

TRAINING

訓練台シリーズ photo/ろくほくDX TB-1445 [P84]





SD訓練台

TB-1486

¥124,000(税別)

- コストパフォーマンスを追求した廉価版スタンダードプラットホーム。
- 搬入&組立て設置が容易な軽量化を実現。安定感のある6本脚を採用。
- 床面との隙間を微調整できる直径3.8cmの便利なアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm]

| | | | | |
|----|-----|-----|-----|----|
| 幅 | 100 | 110 | 120 | |
| 長さ | 180 | 190 | 200 | |
| 高さ | 35 | 40 | 45 | 50 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 3cm ●重量: 約35kg



プラットホーム

TB-944

¥180,000(税別)

- リハビリ室での運動療法や物理療法に活躍するトレーニングベッド。
- 長時間の訓練等でも安定性を実現する硬質ウレタンフォームを採用。
- 車イス等からの移動も安心して安全に行える低床サイズを標準設定。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 幅 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| 長さ | 180 | 190 | 200 | 210 | |
| 高さ | 35 | 40 | 45 | 50 | |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 4cm ●重量: 約60kg



※幅110cm以上の製品はシート表面の中央に縫製ラインが入ります。



かどまるホーム

TB-1073

¥180,000(税別)

- シート(天板)の四隅コーナーをやさしく演出するかどまる加工を採用。
- リハビリ室での運動療法や物理療法に活躍するトレーニングベッド。
- 長時間の訓練等でも安定性を実現する硬質ウレタンフォームを採用。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 幅 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| 長さ | 180 | 190 | 200 | 210 | |
| 高さ | 35 | 40 | 45 | 50 | |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 4cm ●重量: 約55kg



かどまる

※幅140cm以上の製品はシート表面の中央に縫製ラインが入ります。



メモリーホーム

TB-1074

¥200,000(税別)

- 訓練等に最適な硬質ウレタンの表面に2cmの低反発ウレタンを採用。
- リハビリ室での運動療法や物理療法に活躍するトレーニングベッド。
- 車イス等からの移動も安心して安全に行える低床サイズを標準設定。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 幅 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| 長さ | 180 | 190 | 200 | 210 | |
| 高さ | 35 | 40 | 45 | 50 | |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 5cm ●重量: 約56kg



かどまる

※幅140cm以上の製品はシート表面の中央に縫製ラインが入ります。

※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。



三角縫製プラットホーム

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| (01)TB-772-01 | ¥115,000(税別) | | | | | | | | | | | |
| 幅 | 60 | 65 | 70 | 75 | 長さ | 180 | 190 | 200 | 高さ | 40 | 45 | 50 |
| (02)TB-772-02 | ¥140,000(税別) | | | | | | | | | | | |
| 幅 | 80 | 85 | 90 | 95 | 長さ | 180 | 190 | 200 | 高さ | 40 | 45 | 50 |
| (03)TB-772-03 | ¥190,000(税別) | | | | | | | | | | | |
| 幅 | 100 | 110 | 120 | 130 | 長さ | 180 | 190 | 200 | 高さ | 40 | 45 | 50 |

■リハビリ室での運動療法や物理療法に活躍するトレーニングベッド。

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー2色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:(01)約35kg・(02)約50kg・(03)約60kg



※シートは本体カラーと三角縫製カラーをご指定ください。
※幅110cm以上の製品はシート表面の中央に縫製ラインが入ります。



移動用キャスター付プラットホーム

TB-945 ¥195,000(税別)


■女性でも簡単に調節できる移動に便利な直径6cmレベルキャスター。
■リハビリ室での運動療法や物理療法に活躍するトレーニングベッド。
■車イス等からの移動も安心して安全に行える低床サイズを標準設定。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 幅 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| 長さ | 180 | 190 | 200 | 210 | 210 |
| 高さ | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 |

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:約64kg



※幅110cm以上の製品はシート表面の中央に縫製ラインが入ります。



アイホットホーム

TB-692 ¥210,000(税別)


■ほんのりとした暖かさを実現する温熱シート2枚を並列内蔵の訓練台。
■温度の強弱を設定できるスライドボリューム式コントロール付き。
■リハビリ室での運動療法や物理療法に活躍するトレーニングベッド。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|
| 幅 | 120 | 130 | 140 | |
| 長さ | 180 | 190 | 200 | 210 |
| 高さ | 35 | 40 | 45 | 50 |

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:約61kg



※シート表面の中央に縫製ラインが入ります。
※温熱シートが内蔵されている部分は中央部の約110cm×長さ150cmの範囲です。
その他の部分は温かくなりません。ご注意ください。
※季節や環境により、ベッドが最適温度になるまで30~60分必要です。



キャリーホーム

(01)TB-650-01 ¥220,000(税別)

| | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 幅 | 80 | 85 | 90 | 長さ | 180 | 190 | 200 | 高さ | 45 | 50 | 55 |
|---|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|

(02)TB-650-02 ¥250,000(税別)

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 幅 | 100 | 110 | 120 | 長さ | 180 | 190 | 200 | 高さ | 45 | 50 | 55 |
|---|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|

■頻繁な移動を行う場合に便利なステップレバー式操作のキャスター。
■リハビリ室での運動療法や物理療法に活躍するトレーニングベッド。
■長時間の訓練等でも安定性を実現する硬質ウレタンフォームを採用。

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー2色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:(01)約58kg・(02)約75kg



※シートは本体カラーと三角縫製カラーをご指定ください。
※幅110cm以上の製品はシート表面の中央に縫製ラインが入ります。



プラットキャリア

TB-773

¥250,000(税別)

- 4脚のペダルの足踏み操作でキャスターを自由に活用できる訓練台。
- リハビリ室での運動療法や物理療法に活躍するトレーニングベッド。
- 長時間の訓練等でも安定性を実現する硬質ウレタンフォームを採用。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|
| 幅 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 長さ | 180 | 190 | 200 | 210 |
| 高さ | 35 | 40 | 45 | 50 |


オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー2色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:約75kg

※シートは本体カラーと三角縫製カラーをご指定ください。

※幅110cm以上の製品はシート表面の中央に縫製ラインが入ります。



MP訓練台

TB-1493

¥250,000(税別)

- 訓練台としての最大サイズを実現する9本脚構造のワイド型訓練台。
- リハビリ室での運動療法や物理療法に活躍するトレーニングベッド。
- 長時間の訓練等でも安定性を実現する硬質ウレタンフォームを採用。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 幅 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| 長さ | 170 | 180 | 190 | 200 | | | | |
| 高さ | 35 | 40 | 45 | 50 | | | | |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー1色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:約70kg

※シート表面の中央に縫製ラインが入ります。



キングホーム

TB-712

¥250,000(税別)

- 訓練台としての最大サイズを実現する6本脚構造のワイド型訓練台。
- リハビリ室での運動療法や物理療法に活躍するトレーニングベッド。
- 長時間の訓練等でも安定性を実現する硬質ウレタンフォームを採用。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

| | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 幅 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| 長さ | 170 | 180 | 190 | 200 | | |
| 高さ | 35 | 40 | 45 | 50 | | |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー2色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:約90kg(幅180×長さ180cm製作時)



※シートは本体カラーと三角縫製カラーをご指定ください。

※シート表面の中央に縫製ラインが入ります。



キングキャリアホーム

TB-714

¥400,000(税別)

- 訓練台としての最大サイズを実現する8本脚構造のワイド型訓練台。
- 頻繁な移動を行う場合に便利なステップレバー式操作のキャスター。
- 長時間の訓練等でも安定性を実現する硬質ウレタンフォームを採用。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 幅 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 |
| 長さ | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | | |
| 高さ | 40 | 45 | 50 | 55 | | | | |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー2色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:約133kg(幅180×長さ180cm製作時)



※シートは本体カラーと三角縫製カラーをご指定ください。

※シート表面の中央に縫製ラインが入ります。



ハイローホーム

TB-776

¥225,000(税別)

- リハビリ室での運動療法や物理療法に活躍するトレーニングベッド。
- 高さを2cm間隔の5段階調節(工具不要)できる手動昇降式脚部を採用。
- 車イス等からの移動も安心して安全に行える低床サイズを標準設定。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | |
|----|-------|-------|-------|-------|
| 幅 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 長さ | 170 | 180 | 190 | 200 |
| 高さ | 40/50 | 45/55 | 50/60 | 55/65 |

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:約65kg

※調節方法/アジャスターを足で踏みながらベッドを持ち上げてください。

※幅110cm以上の製品はシート表面の中央に縫製ラインが入ります。



背あげプラットホーム

TB-775

¥220,000(税別)

- 座位での運動療法や物理療法が容易な4段階式背あげ調節機能付き。
- 長時間の訓練等でも安定性を実現する硬質ウレタンフォームを採用。
- 車イス等からの移動も安心して安全に行える低床サイズを標準設定。


▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|
| 幅 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| 長さ | 180 | 190 | 200 | 210 |
| 高さ | 40 | 45 | 50 | 55 |

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:約60kg

※背上げの角度は〈0°・15°・30°・45°〉の調節がおこなえます。



連結プラットホーム

TB-774

¥220,000(税別)

- スペースに応じて簡単に連結が可能なりハビリ室で活躍する訓練台。
- 長時間の訓練等でも安定性を実現する硬質ウレタンフォームを採用。
- 車イス等からの移動も安心して安全に行える低床サイズを標準設定。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。


| | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|
| 幅 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| 長さ | 180 | 190 | 200 | 210 |
| 高さ | 35 | 40 | 45 | 50 |

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー2色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:約75kg(連結時)

※シートは本体カラーと三角縫製カラーをご指定ください。

※2台で1セットの価格とサイズ表記です。単体(別々)でも使用可能です。



連結キングホーム

TB-1149

¥300,000(税別)

- スペースに応じて簡単に連結が可能なりハビリ室で活躍する訓練台。
- 長時間の訓練等でも安定性を実現する硬質ウレタンフォームを採用。
- 車イス等からの移動も安心して安全に行える低床サイズを標準設定。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。


| | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|
| 幅 | 180 | 195 | 210 | |
| 長さ | 180 | 190 | 200 | 210 |
| 高さ | 35 | 40 | 45 | 50 |

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー2色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:約105kg(連結時)

※シートは本体カラーと三角縫製カラーをご指定ください。

※3台で1セットの価格とサイズ表記です。単体(別々)でも使用可能です。



かたらいホーム

| | | | | | | |
|----------------|--------------|-----|-----|-----|----|-------------|
| (01)TB-1444-01 | ¥115,000(税別) | | | | | |
| 幅 | 60 | 65 | 70 | 75 | 長さ | 180 190 200 |
| 高さ | 40 | | 45 | | 50 | |
| (02)TB-1444-02 | ¥140,000(税別) | | | | | |
| 幅 | 80 | 85 | 90 | 95 | 長さ | 180 190 200 |
| 高さ | 40 | | 45 | | 50 | |
| (03)TB-1444-03 | ¥190,000(税別) | | | | | |
| 幅 | 100 | 110 | 120 | 130 | 長さ | 180 190 200 |
| 高さ | 40 | | 45 | | 50 | |

- リハビリ室での運動療法や物理療法に活躍するトレーニングベッド。
- シートを2色カラーで分割することで頭足側の位置決め等に便利です。

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー3色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:(01)約35kg・(02)約50kg・(03)約60kg



※シートは本体カラー2色と三角縫製カラーをご指定ください。



モクマットホーム

TB-786 ¥190,000(税別)

- 環境に優しいメルクシパイン材を採用したマットプラットホーム。
- 木製としての温もりのある風合いがリハビリ室に和の空間を演出。
- 脚部滑り止めゴム付き。独自の特殊補強による強固なフレーム構造。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 幅 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| 長さ | 170 | | 180 | | 190 | | 200 | | |
| 高さ | 35 | | 40 | | 45 | | 50 | | |

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:約60kg(幅120cm×長さ200cm製作時)

※幅110cm以上の製品はシート表面の中央に縫製ラインが入ります。



プラットモクマット

TB-1246 ¥220,000(税別)

- リハビリ室の運動療法に活躍する強化型仕様の極太9cm角脚部を採用。
- 上質なメルクシパイン材に食品衛生法に適應の低臭透明ニスを採用。
- 院内の雰囲気や溶け込む木の質感がカントリー家具風な高級感を演出。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 幅 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| 長さ | 170 | 180 | 190 | 200 | |
| 高さ | 35 | 40 | 45 | 50 | |

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:約65kg

※幅110cm以上の製品はシート表面の中央に縫製ラインが入ります。



キングモクマット

TB-1247 ¥360,000(税別)

- 訓練台としての最大サイズを実現する強化型仕様の極太6本脚部を採用。
- 上質なメルクシパイン材に食品衛生法に適應の低臭透明ニスを採用。
- 院内の雰囲気や溶け込む木の質感がカントリー家具風な高級感を演出。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

| | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 幅 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| 長さ | 170 | 180 | 190 | 200 | | |
| 高さ | 35 | 40 | 45 | 50 | | |

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:約100kg

※幅110cm以上の製品はシート表面の中央に縫製ラインが入ります。



畳プラットホーム

TB-811

¥180,000(税別)


- 高級イ草の風合いとイ草をしのご機能を実現したセキスイ畳の美草。
- 維持管理が容易なので旅館やホテル・神社等でも活躍する経済的畳。
- リハビリ室での運動療法や物理療法に活躍するトレーニングベッド。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

| | | | | | | |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|
| 幅 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| 長さ | 170 | | 180 | | 190 | |
| 高さ | 35 | | 40 | | 45 | |

●重量:約51kg

※専用金具(有料)により、複数台の連結が可能です。
※本製品の畳は天然イ草ではございません。



アフタ

TB-287

¥200,000(税別)

- 瞬時に無孔へ切り替えることができる同色専用フタクッション付き。
- リハビリ室での運動療法や物理療法に活躍するトレーニングベッド。
- 車イス等からの移動も安心して安全に行える低床サイズを標準設定。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 幅 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| 長さ | 180 | 190 | 200 | 210 | 210 |
| 高さ | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:6cm(本体) ●重量:約55kg

※幅110cm以上の製品はシート表面の中央に縫製ラインが入ります。



サークルホーム

(01)TB-1064-01

¥200,000(税別)

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 直径 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 高さ | 35 | 40 | 45 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|

(02)TB-1064-02

¥260,000(税別)

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 直径 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 高さ | 35 | 40 | 45 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|

- リハビリ室での運動療法や物理療法に活躍するトレーニングベッド。
- 長時間の訓練等でも安定性を実現する硬質ウレタンフォームを採用。
- 車イス等からの移動も安心して安全に行える低床サイズを標準設定。

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:(01)約50kg・(02)約76kg



※直径140cm以上の製品はシート表面の中央に縫製ラインが入ります。



サンヒル

TB-366

¥205,000(税別)

- リハビリ室での運動療法や物理療法に活躍するトレーニングベッド。
- ベッドの移動に便利な直径7.5cmのダブルロック式キャスター仕様。
- ワンタッチのダブル方式で車輪停止と旋回停止を行える安全機能付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|
| 幅 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 長さ | 180 | 190 | 200 | 210 |
| 高さ | 35 | 40 | 45 | 50 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:約65kg

※幅110cm以上の製品はシート表面の中央に縫製ラインが入ります。



ホーム
TB-298 ¥165,000(税別)

有孔ホーム
TB-298U ¥172,500(税別)

- リハビリ室での運動療法や物理療法に活躍するトレーニングベッド。
- 車イス等からの移動も安心して安全に行える低床サイズを標準設定。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 幅 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| 長さ | 170 | | 180 | | 190 | | 200 | |
| 高さ | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 3cm ●重量: 約42kg  
※幅105cm以上の製品はシート表面の中央に縫製ラインが入ります。



F型ワイド
TB-268 ¥160,000(税別)

有孔F型ワイド
TB-268U ¥167,500(税別)

- ベッドからの転落を防止するF型ベッドガード(TB-27-01)1本付き。
- リハビリ室での運動療法や物理療法に活躍するトレーニングベッド。
- 車イス等からの移動も安心して安全に行える低床サイズを標準設定。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm]

| | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|
| 幅 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 長さ | 170 | 180 | 190 | 200 |
| 高さ | 45 | 50 | 55 | 60 |

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 3cm ●重量: 約39kg  



ハウス訓練台
TB-162 ¥250,000(税別)


- ベッドガードを片側3カ所に装着できる機能を両側に備えた施術台。
- ベッドからの転落を防止するF型ベッドガード(TB-27-02)2本付き。
- 車イス等からの移動も安心して安全に行える低床サイズを標準設定。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 幅 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| 長さ | 180 | | 190 | | 200 | | 210 | |
| 高さ | 35 | | 40 | | 45 | | 50 | |

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 4cm ●重量: 約72kg  
※幅110cm以上の製品はシート表面の中央に縫製ラインが入ります。



パラレルホーム
TB-1132 ¥250,000(税別)

- リハビリ室での運動療法等に活躍する平行棒機能付き複合訓練ベッド。
- 長時間の訓練等でも安定性を実現する硬質ウレタンフォームを採用。
- 高さ3cm間隔の10段階に調節可能な歩行訓練等にも最適なパラレル機能。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm]

| | | | |
|----|-------------|-------------|-------------|
| 幅 | 100(全幅110) | 110(全幅120) | 120(全幅130) |
| 長さ | 180(全長206) | 190(全長216) | 200(全長226) |
| 高さ | 40(全高60/90) | 45(全高60/90) | 50(全高60/90) |

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 4cm ●重量: 約70kg  
※幅110cm以上の製品はシート表面の中央に縫製ラインが入ります。



プラベンチ

TB-212

¥220,000(税別)

- ベンチ型訓練台としても利用できる折りたたみ式トレーニングベッド。
- シートを折りたたんだ状態で移動ができる直径6cmキャスター付き。
- 車イス等からの移動も安心して安全に行える低床サイズを標準設定。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm]

| | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|
| 幅 | 95 | | | |
| 長さ | 150 | 160 | 170 | 180 |
| 高さ | 40 | | 45 | |

※表示のサイズは両面設置時のサイズです。

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 4cm ●重量: 約55kg  

※両面収納時のサイズは幅46cm×高さ80cmです。



ベンダーホーム

TB-1181

¥230,000(税別)

- コンパクトに移動収納が容易にできる直径6cmキャスター付き訓練台。
- リハビリ室での運動療法や物理療法に活躍するトレーニングベッド。
- 車イス等からの移動も安心して安全に行える低床サイズを標準設定。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm]

| | | | |
|-----|------|----------------|-------|
| 設置時 | 幅120 | 長さ 180・190・200 | 高さ45 |
| 収納時 | 幅50 | 長さ 180・190・200 | 高さ134 |

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 4cm ●重量: 約60kg 



ベンダー訓練ベッド

TB-277

¥200,000(税別)

- 折りたたんで簡単に移動収納ができる直径6cmキャスター付き訓練台。
- 脱衣カゴ(TB-73-01/ブルー)1個を標準装備したトレーニングベッド。
- 車イス等からの移動も安心して安全に行える低床サイズを標準設定。

▼サイズ [単位: cm]

| | | | |
|-----|-----|-------|-------|
| 設置時 | 幅90 | 長さ180 | 高さ45 |
| 収納時 | 幅90 | 奥行42 | 高さ117 |

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 4cm ●重量: 約48kg  



キングベンダ

TB-466

¥250,000(税別)

- 折りたたんで移動収納ができる直径6cmキャスター付きワイド訓練台。
- 脱衣カゴ(TB-73-01/ブルー)1個を標準装備したトレーニングベッド。
- 車イス等からの移動も安心して安全に行える低床サイズを標準設定。


▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|
| 幅 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 長さ | 180 | 190 | 200 | 210 |
| 高さ | 40 | 45 | 50 | 55 |

※表示のサイズは両面設置時のサイズです。

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 4cm ●重量: 約60kg  



エクサス

TB-215

¥120,000(税別)

- 安全性と超低床での運動療法を目的として開発されたリハビリ訓練台。
- 訓練台として十分な強度を実現する6本脚構造のトレーニングベッド。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。


▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

| | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|
| 幅 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 長さ | 170 | 180 | 190 | 200 |
| 高さ | 15 | 20 | 25 | 30 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約29kg



畳エクサス

TB-1079

¥150,000(税別)

- 安全性と超低床での運動療法を目的として開発された畳タイプ訓練台。
- 訓練台として十分な強度を実現する6本脚構造のトレーニングベッド。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

| | | | | | | |
|----|----|-----|----|-----|----|-----|
| 幅 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| 長さ | | 170 | | 180 | | 190 |
| 高さ | | 20 | | 25 | | 30 |

●重量:約50kg



※本製品の畳は天然イ草ではございません。



仮眠ベッド

TB-529

¥120,000(税別)

- ベッドからの転落を防止する差込式専用クロムメッキガード2本付き。
- 四隅コーナーをやさしく演出するかどまる加工を採用&6本脚構造。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

| | | | | |
|----|----|----|-----|----|
| 幅 | 68 | 73 | 78 | 83 |
| 長さ | | | 195 | |
| 高さ | 40 | 45 | 50 | 55 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約35kg



リハビリ訓練ベッド

TB-110

¥135,000(税別)

- 牽引等の訓練台・施術台として使用できる多目的トレーニングベッド。
- 厚み9cmのウレタンフォームが長時間の訓練に快適な弾力性を実現。
- シート(天板)の四隅コーナーをやさしく演出するかどまる加工を採用。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | |
|----|----------------|----|----------------|----|
| 幅 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| 長さ | 190 (座シート:183) | | 200 (座シート:193) | |
| 高さ | 50 | 55 | 60 | 65 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:9cm ●重量:約28kg





訓練ケアベッド

TB-1036

¥165,000(税別)

- 牽引等の訓練台・施術台として使用できる多目的トレーニングベッド。
- 訓練中の頭部を保護する安全性の高い脱着式のロールクッション付き。
- マットやマクラ等の備品を衛生的に収納できるスチールパイプ棚付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

| | | | | | | | | |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------|----|----|----|----|
| 幅 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 長さ | 178(座シート170) | 188(座シート180) | 198(座シート190) | 208(座シート200) | | | | |
| 高さ | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:8.5cm ●重量:約32kg



パラレルSX

TB-1406

¥80,000(税別)

- 起立訓練にも活用できる直径3.8cmの粉体塗装加工スチール手すり。
- 限られたスペースでの歩行練習が可能なコンパクトサイズの平行棒。
- 高さを2cm間隔の15段階に調節可能。ラチェット式手動昇降機能付き。


▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

| | | |
|----|----------|-----|
| 幅 | 50(全幅70) | |
| 長さ | 150 | 200 |
| 高さ | 63/93 | |

●材質:スチール製/粉体塗装 ●カラー:標準粉体塗装色/アイボリー

●重量:約18kg

※高さを簡単に調節できるラチェット構造のため、ご使用中に手すりが引き上がることがあります。製品構造をご理解の上、正しくご使用ください。



パラレルPX

TB-1409

¥85,000(税別)

- 起立訓練にも活用できる直径3.8cmのカラー粉体塗装スチール手すり。
- 限られたスペースでの歩行練習が可能なコンパクトサイズの平行棒。
- 高さを2cm間隔の15段階に調節可能。ラチェット式手動昇降機能付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]


| | | |
|----|----------|-----|
| 幅 | 50(全幅70) | |
| 長さ | 150 | 200 |
| 高さ | 63/93 | |

●材質:スチール製/粉体塗装 ●カラー:レッド・オレンジ・ピンク・ブルー・ブラウン

●重量:約18kg

※高さを簡単に調節できるラチェット構造のため、ご使用中に手すりが引き上がることがあります。製品構造をご理解の上、正しくご使用ください。

レッド オレンジ ピンク ブルー ブラウン 塗装色5色よりご指定ください。



パラレルDX

TB-534-02

¥88,000(税別)


- 簡易的な歩行練習が可能な直径3.8cmステンレス製の手すり付き。
- 限られたスペースでの歩行練習が可能なコンパクトサイズの平行棒。
- 高さを2cm間隔の15段階に調節可能。ラチェット式手動昇降機能付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

| | | |
|----|----------|-----|
| 幅 | 50(全幅70) | |
| 長さ | 150 | 200 |
| 高さ | 63/93 | |

●重量:約18kg

※高さを簡単に調節できるラチェット構造のため、ご使用中に手すりが引き上がることがあります。製品構造をご理解の上、正しくご使用ください。



パラレルBX

TB-1180

¥108,000(税別)


- 冷たさを感じさせない木目調の不燃認定化粧フィルムを貼付加工。
- 簡易的な歩行練習が可能な直径3.8cmクロムメッキ加工の手すり付き。
- 高さを2cm間隔の15段階に調節可能。ラチェット式手動昇降機能付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

| | | |
|----|-----------|-----|
| 幅 | 50 (全幅70) | |
| 長さ | 150 | 200 |
| 高さ | 63/93 | |

●重量: 約18kg

※高さを簡単に調節できるラチェット構造のため、ご使用中に手すりが引き上がることがあります。製品構造をご理解の上、正しくご使用ください。



ロングパラレルDX

(01)TB-1078-01

¥160,000(税別)

| | | | | | | |
|---|----------|----|-----|-----|----|-------|
| 幅 | 50(全幅90) | 長さ | 250 | 300 | 高さ | 63/93 |
|---|----------|----|-----|-----|----|-------|

(02)TB-1078-02


¥210,000(税別)

| | | | | | |
|---|----------|----|-----|----|-------|
| 幅 | 50(全幅90) | 長さ | 350 | 高さ | 63/93 |
|---|----------|----|-----|----|-------|

- 簡易的な歩行訓練が可能な直径3.8cmステンレス製の手すり付き。
- 床面の保護と安全性を考慮した滑り止めゴムエッジ付き土台ベース。
- 高さを2cm間隔の15段階に調節可能。ラチェット式手動昇降機能付き。

●重量: 約35kg(長さ250cm製作時)

※高さを簡単に調節できるラチェット構造のため、ご使用中に手すりが引き上がることがあります。製品構造をご理解の上、正しくご使用ください。



パラレルSD

TB-534-01

¥45,000(税別)

- 簡易的な歩行練習が可能な直径3.8cm粉体塗装加工の手すり付き。
- 限られたスペースでの歩行練習が可能なコンパクトサイズの平行棒。
- 高さを注文時に指定することが可能な高さ固定式廉価版歩行訓練台。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

| | | | | | | | |
|----|-----------|-----|----|----|----|----|----|
| 幅 | 50 (全幅70) | | | | | | |
| 長さ | 150 | 200 | | | | | |
| 高さ | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |

●重量: 約14kg



パラレルWX

TB-1212


¥100,000(税別)

- 堅くて粘りがあり暖かみのある直径3.8cmの木製タモ材の手すり付き。
- 限られたスペースでの簡易的な歩行練習が可能なコンパクト平行棒。
- 高さを2cm間隔の15段階に調節可能。ラチェット式手動昇降機能付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

| | | |
|----|-----------|-----|
| 幅 | 50 (全幅70) | |
| 長さ | 150 | 200 |
| 高さ | 63/93 | |

●重量: 約16kg



パラレルMX

TB-534-04

¥145,000(税別)

- 簡易的な歩行練習が可能な直径3.8cmステンレス製の手すり付き。
- 手すりの幅(内寸)を40~70cmに無段階に調節できるスライド機能付き。
- 高さを2cm間隔の15段階に調節可能。ラチェット式手動昇降機能付き。

▼サイズ [単位:cm]

| | |
|----|-------|
| 幅 | 90 |
| 長さ | 200 |
| 高さ | 64/94 |

●重量:約31kg

※高さを簡単に調節できるラチェット構造のため、ご使用中に手すりが引き上がることがあります。製品構造をご理解の上、正しくご使用ください。



パラレルEX

TB-534-03


¥100,000(税別)

- 簡易的な歩行練習が可能な直径3.8cmステンレス製の手すり付き。
- 限られたスペースでの歩行練習が可能なコンパクトサイズの平行棒。
- 高さを3cm間隔の10段階に調節可能。ノブネジ&安全ストッパー固定。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

| | | |
|----|-----------|-----|
| 幅 | 50 (全幅70) | |
| 長さ | 150 | 200 |
| 高さ | 63/93 | |

●重量:約20kg



パラレルLX

TB-1234

¥110,000(税別)

- 限られたスペースで簡易的な歩行練習が可能なコンパクトサイズ。
- 歩行練習中の転倒等にも安心な2cmウレタンを加工した安全支持台。
- 高さを2cm間隔の15段階に調節可能。ラチェット式手動昇降機能付き。


▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

| | | |
|----|-----------|-----|
| 幅 | 43 (全幅70) | |
| 長さ | 150 | 200 |
| 高さ | 60~90 | |

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:2cm ●重量:約25kg

※高さを簡単に調節できるラチェット構造のため、ご使用中に手すりが引き上がることがあります。製品構造をご理解の上、正しくご使用ください。



小児パラレルDX

(01)TB-1194-01

¥88,000(税別)

| | | | | | | |
|---|----------|----|-----|-----|----|-------|
| 幅 | 40(全幅60) | 長さ | 150 | 200 | 高さ | 43/53 |
|---|----------|----|-----|-----|----|-------|

(02)TB-1194-02

¥88,000(税別)

| | | | | | | |
|---|----------|----|-----|-----|----|-------|
| 幅 | 40(全幅60) | 長さ | 150 | 200 | 高さ | 53/73 |
|---|----------|----|-----|-----|----|-------|

- 小児用の簡易的な歩行練習が可能な直径2.5cm握りやすい手すり付き。
- 限られたスペースでの歩行練習が可能なコンパクトサイズの平行棒。
- 高さを2cm間隔の5段階(01) 10段階(02)に調節可能な手動昇降式。

●粉体塗装色:オレンジ ●重量:約15kg

※高さを簡単に調節できるラチェット構造のため、ご使用中に手すりが引き上がることがあります。製品構造をご理解の上、正しくご使用ください。



T型収納式平行棒

TB-1463

¥340,000(税別)

- 省スペースを実現する収納可能な直径4.3cmステンレス製手すりを採用。
- 全面スロープ加工でつまずきを軽減した重量感のある土台ベース。
- 高さを3cm間隔の10段階に調節可能。ノブネジ&安全ストッパー固定。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

| | | | | |
|----|----------|-----|-----|-----|
| 幅 | 50(全幅80) | | | |
| 長さ | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 高さ | 61~91 | | | |

●重量:約47kg(2.5m)・約53kg(4m)



T型リハビリ平行棒

TB-1204


¥300,000(税別)

- 本格的な歩行練習が可能な直径4.3cmステンレス製手すりを採用。
- 全面スロープ加工でつまずきを軽減した重量感のある土台ベース。
- 高さを3cm間隔の10段階に調節可能。ノブネジ&安全ストッパー固定。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

| | | | | |
|----|----------|-----|-----|-----|
| 幅 | 50(全幅80) | | | |
| 長さ | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 高さ | 60~90 | | | |

●重量:約55kg



L型平行支持台

TB-718

¥280,000(税別)

- 歩行練習中の転倒等にも安心な2cmウレタンを加工した安全支持台。
- 練習中の足元の段差を簡単に軽減できる専用スロープ4個を標準装備。
- 高さを3cm間隔の15段階に調節可能。ノブネジ&安全ストッパー固定。


▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

| | | | | |
|----|----------|-----|-----|-----|
| 幅 | 50(全幅70) | | | |
| 長さ | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 高さ | 65~107 | | | |

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:2cm ●重量:約98kg

※手すりの幅は10cmです。



ラウンド平行棒

TB-1198

¥220,000(税別)

- 片手での歩行訓練が可能な直径3.8cm粉体塗装加工の手すり付き。
- 安定性と安全性を考慮した全周面取り加工の低重心型土台ベース。
- 高さを2cm間隔の15段階に調節可能。ラチェット式手動昇降機能付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

| | | | | |
|----|----------|-----|-----|-----|
| 幅 | 35(全幅80) | | | |
| 長さ | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 高さ | 60/90 | | | |

●粉体塗装色:ブルー ●重量:約40kg

※高さを簡単に調節できるラチェット構造のため、ご使用中に手すりが引き上がることがあります。製品構造をご理解の上、正しくご使用ください。



パラテーブル100

TB-1179-01

¥50,000(税別)

パラテーブル150

TB-1179-02

¥60,000(税別)

- パラレルシリーズに装着するだけの高さ調節機能付き訓練用テーブル。
- 取り外しが容易な脱着式テーブル。頑丈なメラミン化粧合板を採用。

- パラテーブル100/幅:66cm 長さ:100cm
- パラテーブル150/幅:66cm 長さ:150cm



歩行階段DX

TB-1296

¥130,000(税別)

- 段差15cmと20cmを組み合わせた簡易的な歩行練習に最適な階段。
- 階段面に高級感のある木目調化粧板を採用。ブラウン粉体塗装。

▼サイズ [単位: cm]

| | |
|----|-----|
| 幅 | 63 |
| 長さ | 171 |
| 高さ | 60 |

カラー: 粉体塗装色 / ブラウン

- 重量: 約40kg



歩行階段付パラレル

TB-1297

¥330,000(税別)

- 段差15cmと20cmを組み合わせた簡易的な歩行練習に最適な階段。
- 階段面に高級感のある木目調化粧板を採用。ブラウン粉体塗装。
- 高さを3cm間隔の10段階調節可能。ノブネジ&安全ストッパー固定。

▼サイズ [単位: cm]

| | |
|----|-------|
| 幅 | 80 |
| 長さ | 400 |
| 高さ | 62~92 |

カラー: 粉体塗装色 / ブラウン

- 重量: 約76kg



歩行階段SD

TB-1185

¥90,000(税別)

- コンパクト設計でコストパフォーマンスにも優れた歩行練習用階段。
- 練習時の転倒を防止するゴムマット仕様。床面を保護する脚ゴム付き。

▼サイズ [単位: cm]

| | |
|----|-----|
| 幅 | 65 |
| 奥行 | 135 |
| 高さ | 135 |

カラー: 標準粉体塗装色 / アイボリー

- 重量: 約34kg
- ※段差: 15cm



歩行階段WD

TB-1278

¥370,000(税別)

- 高さ15cm四段式と20cm三段式の歩行練習が可能な訓練用階段。
- 練習時の転倒を防止するゴムマット仕様。直径3.8cm手すり。

▼サイズ [単位: cm]

| | |
|----|-----|
| 幅 | 176 |
| 奥行 | 170 |
| 高さ | 140 |

●重量: 約140kg

▼塗装色7色よりお選びいただけます。



歩行階段HD

TB-1287

¥90,000(税別)

- コンパクト設計でコストパフォーマンスにも優れた歩行練習用階段。
- 練習時の転倒を防止するゴムマット仕様。床面を保護する脚ゴム付き。

▼サイズ [単位: cm]

| | |
|----|-----|
| 幅 | 65 |
| 奥行 | 135 |
| 高さ | 135 |

カラー: 標準粉体塗装色 / アイボリー

●重量: 約34kg

※段差: 20cm



スロープ付歩行訓練台

TB-1327

¥280,000(税別)

- 段差15cmの三段式階段とスロープを組み合わせた歩行訓練台。
- スロープの傾斜角度は15°となっており傾斜の歩行訓練に最適。
- 練習時の転倒を防止する滑り止め対応のクッションフロアを採用。

▼サイズ [単位: cm]

| | |
|----|-----|
| 幅 | 135 |
| 長さ | 254 |
| 高さ | 45 |

カラー: 標準粉体塗装色 / アイボリー

●重量: 約84kg

※設置場所に合わせて階段を移動させることで直線歩行と曲線歩行をお選びいただけます。



歩行スロープSD

TB-1373

¥90,000(税別)

- コンパクト設計でコストパフォーマンスにも優れた歩行練習用訓練台。
- 適度な負荷で無理のない歩行訓練が行える傾斜角度15°のスロープ。
- 練習時の転倒を防止するゴムマット仕様。床面を保護する脚ゴム付き。


▼サイズ [単位: cm]

| | |
|----|--------------|
| 幅 | 65 |
| 奥行 | 135 (全奥行178) |
| 高さ | 135 |

カラー: 標準粉体塗装色 / アイボリー

●重量: 約38kg

※傾斜角度: 約15°



画像は高さ40cmタイプ

練習用腰掛SD

TB-1265

¥160,000(税別)

- 4種類の高さを選んで無理なく練習を進められる立ち上がり運動台。
- 下肢筋力の強さを判定する立ち上がりテストでロコモ度をチェック。
- 上質なメルクシバイン材に食品衛生法に適合の低臭透明ニスを採用。

▼サイズをご指定ください。

- 高さ40cmタイプ/A:高さ40cm B:高さ30cm C:高さ20cm D:高さ10cm
- 高さ45cmタイプ/A:高さ45cm B:高さ35cm C:高さ25cm D:高さ15cm

●両タイプ共通

A:幅70cm B:幅65cm C:幅60cm D:幅55cm
A・B・C・D:奥行40cm

●重量:約38kg(高さ40cmにて製作時)



画像は高さ45cmタイプ

練習用腰掛LX

TB-1266

¥180,000(税別)

- 立ち上がり運動時の負担を軽減するクッション付き練習用腰掛け台。
- 下肢筋力の強さを判定する立ち上がりテストでロコモ度をチェック。
- 上質なメルクシバイン材に食品衛生法に適合の低臭透明ニスを採用。

▼サイズをご指定ください。

- 高さ40cmタイプ/A:高さ40cm B:高さ30cm C:高さ20cm D:高さ10cm
- 高さ45cmタイプ/A:高さ45cm B:高さ35cm C:高さ25cm D:高さ15cm

●両タイプ共通

A:幅70cm B:幅65cm C:幅60cm D:幅55cm
A・B・C・D:奥行40cm

●クッション厚:1.5cm ●重量:約43kg(高さ45cmにて製作時)

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]



練習用腰掛EX

TB-1515

¥104,000(税別)

- 4段階の高さ調節が容易にできる省スペースタイプの練習用腰掛け台。
- 立ち上がり運動の負担を軽減する補助手置き台とクッション付き運動台。
- 下肢筋力の強さを判定する立ち上がりテストでロコモ度をチェック。


▼サイズ [単位:cm]

| | |
|----|--|
| 幅 | 73 |
| 奥行 | 45 |
| 高さ | 50(段の高さ / 1段目:10・2段目:20・3段目:30・4段目:40) |

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:2cm 重量:約20kg



a ろくぼくDX

TB-1445 ¥270,000(税別)

- 姿勢保持等の広範囲に利用できる3色カラー採用の壁面取付専用肋木。
- 立ち上がり訓練をはじめ立位保持練習や関節可動域拡大訓練に最適。

幅:100cm 奥行:23cm 高さ:225cm

●横棒14段 ピッチ15.5cm ●直径3.8cm丸パイプ ●重量:約42kg

※壁面への取り付け施工は専門の施工業者様へご依頼ください。

カラー:粉体塗装色 / アイボリー・ブルー・ピンク



b ろくぼく懸垂バー

TB-1446 ¥60,000(税別)

- 任意の高さに取り付けて肩関節運動や懸垂運動に利用できる専用バー。
- 簡単に装着可能なろくぼくDX専用懸垂バー。環境に優しい粉体塗装。

幅:91cm 奥行:41cm 高さ:22.5cm ●重量:約5.6kg

カラー:標準粉体塗装色 / アイボリー