

KINESIOTHERAPY

運動療法シリーズ

photo/ダンベルレッグ TB-1534 [P93]





トリートセクション2S

TB-616

¥320,000(税別)

- 専用フタクッション付き2セクション電動昇降式トリートメントベッド。
- 簡単レバー操作のガスシリンダー式角度調節機能。背角度75°～-30°。
- 女性でも簡単に調節できる移動に便利な直径5cmレベルキャスター。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70
長さ	190		200
高さ	45～83	50～88	55～93

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:約66kg



かどまる

※角度調節レバーの取付位置は左右をお選びいただけます。

ご指定の無い場合は仰向時左側が標準位置となります。



トリートセクション2A

TB-702

¥320,000(税別)

- 専用フタクッション付き2セクション電動昇降式トリートメントベッド。
- 簡単レバー操作のガスシリンダー式角度調節機能。頭部角度40°～-90°。
- 女性でも簡単に調節できる移動に便利な直径5cmレベルキャスター。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70
長さ	190		200
高さ	45～83	50～88	55～93

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:約66kg



かどまる

※角度調節レバーの取付位置は左右をお選びいただけます。

ご指定の無い場合は仰向時左側が標準位置となります。



トリートセクション3S

TB-617

¥360,000(税別)

- 専用フタクッション付き3セクション電動昇降式トリートメントベッド。
- レバー操作のガスシリンダー式角度調節機能。背65°～-5°。脚65°～-30°。
- 女性でも簡単に調節できる移動に便利な直径5cmレベルキャスター。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70
長さ		190	
高さ	45～83	50～88	55～93

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:約68kg



かどまる

※角度調節レバーの取付位置は左右をお選びいただけます。

ご指定の無い場合は仰向時左側が標準位置となります。



トリートセクション4S

TB-656

¥440,000(税別)

- 専用フタクッション付き4セクション電動昇降式トリートメントベッド。
- レバー操作のガスシリンダー式角度調節機能。背65°～-5°。脚30°～-30°。
- 女性でも簡単に調節できる移動に便利な直径5cmレベルキャスター。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70
長さ		190	
高さ	45～83	50～88	55～93

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:約73kg



かどまる

※角度調節レバーの取付位置は左右をお選びいただけます。

ご指定の無い場合は仰向時左側が標準位置となります。



トリートセクション3A

TB-618

¥400,000(税別)

- 専用フタクッション付き3セクション電動昇降式トリートメントベッド。
- ガスシリンダー式角度調節機能。頭40°～90°。胸0～20°。脚0～40°。
- 女性でも簡単に調節できる移動に便利な直徑5cmレベルキャスター。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70
長さ		190	
高さ	45～83	50～88	55～93

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:4cm ●重量:約82kg



※角度調節レバーの取付位置は左右をお選びいただけます。

ご指定の無い場合は仰向時左側が標準位置となります。



トリートセクション6A

TB-661

¥520,000(税別)

- 専用フタクッション付き6セクション電動昇降式トリートメントベッド。
- ガスシリンダー式角度調節機能。頭40°～90°。胸0～20°。脚0～40°。
- 高さを3cm間隔8段階調節可能な手置き台。直徑5cmレベルキャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	70	
長さ		190
高さ	45～83	50～88

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:4cm ●重量:約95kg



※角度調節レバーの取付位置は左右をお選びいただけます。

ご指定の無い場合は仰向時左側が標準位置となります。



手動式トリート2S

TB-1043

¥240,000(税別)

- 専用フタクッション付き2セクション手動昇降式トリートメントベッド。
- 簡単レバー操作のガスシリンダー式角度調節機能。背角度75°～30°。
- 女性でも簡単に調節できる移動に便利な直徑5cmレベルキャスター。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70
長さ	190		200
高さ	45～83	50～88	55～93

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:4cm ●重量:約61kg



※角度調節レバーの取付位置は左右をお選びいただけます。

ご指定の無い場合は仰向時左側が標準位置となります。



手動式トリート2A

TB-1044

¥240,000(税別)

- 専用フタクッション付き2セクション手動昇降式トリートメントベッド。
- 簡単レバー操作のガスシリンダー式角度調節機能。頭部角度40°～90°。
- 女性でも簡単に調節できる移動に便利な直徑5cmレベルキャスター。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70
長さ	190		200
高さ	45～83	50～88	55～93

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:4cm ●重量:約61kg



※角度調節レバーの取付位置は左右をお選びいただけます。

ご指定の無い場合は仰向時左側が標準位置となります。



手動式トリート3S

TB-1045

¥280,000(税別)

- 専用フタクッション付き3セクション手動昇降式トリートメントベッド。
- レバー操作のガスシリンダー式角度調節機能。背65°～-5°。脚65°～-30°。
- 女性でも簡単に調節できる移動に便利な直径5cmレベルキャスター。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70
長さ		190	
高さ	45～83	50～88	55～93

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:4cm ●重量:約63kg
- ※角度調節レバーの取付位置は左右をお選びいただけます。
- ご指定の無い場合は仰向時左側が標準位置となります。



手動式トリート4S

TB-1046

¥360,000(税別)

- 専用フタクッション付き4セクション手動昇降式トリートメントベッド。
- レバー操作のガスシリンダー式角度調節機能。背65°～-5°。脚30°～-30°。
- 女性でも簡単に調節できる移動に便利な直径5cmレベルキャスター。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70
長さ		190	
高さ	45～83	50～88	55～93

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:4cm ●重量:約68kg
- ※角度調節レバーの取付位置は左右をお選びいただけます。
- ご指定の無い場合は仰向時左側が標準位置となります。



手動式トリート3A

TB-1047

¥320,000(税別)

- 専用フタクッション付き3セクション手動昇降式トリートメントベッド。
- ガスシリンダー式角度調節機能。頭40°～-90°。胸0°～20°。脚0°～40°。
- 女性でも簡単に調節できる移動に便利な直径5cmレベルキャスター。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70
長さ		190	
高さ	45～83	50～88	55～93

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:4cm ●重量:約77kg
- ※角度調節レバーの取付位置は左右をお選びいただけます。
- ご指定の無い場合は仰向時左側が標準位置となります。



手動式トリート6A

TB-1048

¥440,000(税別)

- 専用フタクッション付き6セクション手動昇降式トリートメントベッド。
- ガスシリンダー式角度調節機能。頭40°～-90°。胸0°～20°。脚0°～40°。
- 高さを3cm間隔8段階調節可能な手置き台。直径5cmレベルキャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	70		
長さ		190	
高さ	45～83	50～88	55～93

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:4cm ●重量:約90kg
- ※角度調節レバーの取付位置は左右をお選びいただけます。
- ご指定の無い場合は仰向時左側が標準位置となります。



トリート3A

TB-1062

¥240,000(税別)

- 専用フタクッション付き3セクション運動療法トリートメントテーブル。
- ガスシリンダー式角度調節機能。頭40°~90°。胸0~20°。脚0~40°。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	60	65	70
長さ		190	
高さ	50	55	60

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:約61kg



かどまる

※角度調節レバーの取付位置は左右をお選びいただけます。

ご指定の無い場合は仰向時左側が標準位置となります。



リハビリ訓練アシストベッド-2

TB-532

¥260,000(税別)

- 運動療法に適した最適なポジションを実現するトレーニングベッド。
- 手動クランク式角度調節機能(収納機能付き)。背0~80°。脚0~25°。
- 床面をキズから守る専用脚ゴム付き。床面との滑りも防止する軟質系。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70	75
長さ	190(座シート:180)		200(座シート:190)	
高さ	50	55	60	65

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:7cm ●重量:約72kg



かどまる



※画像は有孔タイプです。

トレーニングベッド

TB-1065

¥210,000(税別)

有孔トレーニングベッド

TB-1065U

¥210,000(税別)

- 傾斜角度最大12°のガスシリンダー式トレーニングバークポジション。
- 高さ昇降から角度調節までの複雑な動きを両側のレバー操作で実現。
- 患者様を乗せた状態でも簡単に調節ができる強力スプリングバネ付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	60	65	70
長さ	180		190
高さ	50~76	55~81	60~86

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:5cm ●重量:約55kg



かどまる



電動コンパクトホーム

(01)TB-1011-01

¥400,000(税別)

幅	80	85	90	長さ	190	200	高さ	45~80
---	----	----	----	----	-----	-----	----	-------

(02)TB-1011-02

¥450,000(税別)

幅	100	110	120	長さ	190	200	高さ	45~80
---	-----	-----	-----	----	-----	-----	----	-------

- 脚部フレームを内側に加工して車イスからの乗降等の安全性を優先。
- リハビリ室での運動療法や物理療法に活躍する電動昇降式テーブル。
- 長時間の訓練等でも安定性を実現する硬質ウレタンフォームを採用。


オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:(01)約76kg・(02)約87kg



かどまる

※幅110cm以上の製品はシート表面の中央に縫製ラインが入ります。

**電動ホーム**

(01)TB-553-01 ¥400,000(税別)

幅	80	85	90	長さ	180	190	200	高さ	45~80	50~85
---	----	----	----	----	-----	-----	-----	----	-------	-------

(02)TB-553-02 ¥450,000(税別)

幅	100	110	120	長さ	180	190	200	高さ	45~80	50~85
---	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	----	-------	-------

- リハビリ室での運動療法や物理療法に活躍する電動昇降式テーブル。
- 長時間の訓練等でも安定性を実現する硬質ウレタンフォームを採用。
- シート(天板)の四隅コーナーをやさしく演出するかどまる加工を採用。

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:4cm ●重量:(01)約76kg・(02)約87kg



※幅110cm以上の製品はシート表面の中央に縫製ラインが入ります。

**電動ガードホーム**

(01)TB-563-01 ¥440,000(税別)

幅	80	85	90	長さ	180	190	200	高さ	45~80	50~85
---	----	----	----	----	-----	-----	-----	----	-------	-------

(02)TB-563-02 ¥490,000(税別)

幅	100	110	120	長さ	180	190	200	高さ	45~80	50~85
---	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	----	-------	-------

- ベッドからの転落を防止するF型ベッドガード(TB-27-01)2本付き。
- リハビリ室での運動療法や物理療法に活躍する電動昇降式テーブル。
- 長時間の訓練等でも安定性を実現する硬質ウレタンフォームを採用。

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:4cm ●重量:(01)約81kg・(02)約92kg



※幅110cm以上の製品はシート表面の中央に縫製ラインが入ります。

**電動キングホーム**

TB-1358 ¥920,000(税別)

- 現地で組立を行う3分割仕様により電動昇降台史上最大サイズを実現。
- 安定しスムーズに昇降できるハイパワー電動モーターを2個標準装備。
- 四隅に縫製を施したツートンカラー仕様で安全安心の院内環境を演出。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	180	190	200
---	-----	-----	-----

長さ	180	190	200
----	-----	-----	-----

高さ	45~80		
----	-------	--	--

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー2色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:4cm ●重量:約200kg(幅180×長さ180cm製作時)



※シートは本体カラーと三角縫製カラーをご指定ください。

**電動キャリーホーム**

(01)TB-576-01 ¥465,000(税別)

幅	80	85	90	長さ	180	190	200	高さ	45~80	50~85
---	----	----	----	----	-----	-----	-----	----	-------	-------

(02)TB-576-02 ¥515,000(税別)

幅	100	110	120	長さ	180	190	200	高さ	45~80	50~85
---	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	----	-------	-------

- 頻繁な移動を行う場合に便利なステップレバー式操作のキャスター。
- リハビリ室での運動療法や物理療法に活躍する電動昇降式テーブル。
- 長時間の訓練等でも安定性を実現する硬質ウレタンフォームを採用。

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:4cm ●重量:(01)約92kg・(02)約104kg



※幅110cm以上の製品はシート表面の中央に縫製ラインが入ります。



電動カイザーホーム

(01)TB-1006-01

¥530,000(税別)

幅	80	85	90	長さ	180	190	200	高さ	45~80	50~85
---	----	----	----	----	-----	-----	-----	----	-------	-------

(02)TB-1006-02

¥580,000(税別)

幅	100	110	120	長さ	180	190	200	高さ	45~80	50~85
---	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	----	-------	-------

- リハビリ室での運動療法や物理療法に活躍する電動昇降式テーブル。
- 旋回と回転を4輪同時固定する直径12.5cmトータルロックキャスター。
- 足踏みロック機能付き。移動時に便利なフットスイッチ専用棚付き。

オリジナルレザー(18色対応) ▲レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:(01)約86kg・(02)約97kg



※幅110cm以上の製品はシート表面の中央に縫製ラインが入ります。



電動パラレルホーム

(01)TB-1157-01

¥440,000(税別)

幅	80	85	90	長さ	180	190	200	高さ	45~80(全高60~95)
---	----	----	----	----	-----	-----	-----	----	----------------

(02)TB-1157-02

¥490,000(税別)

幅	100	110	120	長さ	180	190	200	高さ	45~80(全高60~95)
---	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	----	----------------

- リハビリ室での運動療法等に活躍する取り外し可能な平行棒機能付き。
- 電動昇降機能によりベッドの高さと平行棒の高さを無段階に調節可能。
- 長時間の訓練等でも安定性を実現する硬質ウレタンフォームを採用。

オリジナルレザー(18色対応) ▲レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:(01)約88kg・(02)約99kg



※手すりの長さは200cm共通です。

※幅110cm以上の製品はシート表面の中央に縫製ラインが入ります。



電動ボバースホーム

(01)TB-579-01

¥450,000(税別)

幅	80	85	90	長さ	180	190	200	高さ	45~80	50~85
---	----	----	----	----	-----	-----	-----	----	-------	-------

(02)TB-579-02

¥500,000(税別)

幅	100	110	120	長さ	180	190	200	高さ	45~80	50~85
---	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	----	-------	-------

- 座位での運動等が容易なガスシリンダー式角度調節機能付き。0~65°。
- リハビリ室での運動療法や物理療法に活躍する電動昇降式テーブル。
- 長時間の訓練等でも安定性を実現する硬質ウレタンフォームを採用。

オリジナルレザー(18色対応) ▲レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:(01)約92kg・(02)約103kg



※幅110cm以上の製品はシート表面の中央に縫製ラインが入ります。

※角度調節レバーの取付位置は左右を選べます。ご指定のない場合は仰向時左側が標準です。



電動ボバースキャリー

(01)TB-654-01

¥515,000(税別)

幅	80	85	90	長さ	180	190	200	高さ	45~80	50~85
---	----	----	----	----	-----	-----	-----	----	-------	-------

(02)TB-654-02

¥565,000(税別)

幅	100	110	120	長さ	180	190	200	高さ	45~80	50~85
---	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	----	-------	-------

- 頻繁な移動を行う場合に便利なステップレバー式操作のキャスター。
- 座位での運動等が容易なガスシリンダー式角度調節機能付き。0~65°。
- リハビリ室での運動療法や物理療法に活躍する電動昇降式テーブル。


オリジナルレザー(18色対応) ▲レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:(01)約94kg・(02)約106kg



※幅110cm以上の製品はシート表面の中央に縫製ラインが入ります。

※角度調節レバーの取付位置は左右を選べます。ご指定のない場合は仰向時左側が標準です。



2M電動ボーバース

(01)TB-1077-01 ¥480,000(税別)

幅	80	85	90	長さ	180	190	200	高さ	45~80	50~85
---	----	----	----	----	-----	-----	-----	----	-------	-------

(02)TB-1077-02 ¥530,000(税別)

幅	100	110	120	長さ	180	190	200	高さ	45~80	50~85
---	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	----	-------	-------

- 座位での運動等が容易な電動式背あげ角度調節機能付き。0~80°。
- リハビリ室での運動療法や物理療法に活躍する電動昇降式テーブル。

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:4cm ●重量:(01)約95kg・(02)約106kg



※幅110cm以上の製品はシート表面の中央に縫製ラインが入ります。

※角度調節レバーの取付位置は左右を選べます。ご指定のない場合は仰向時左側が標準です。



手動ホーム

(01)TB-674-01 ¥300,000(税別)

幅	80	85	90	長さ	180	190	200	高さ	45~80	50~85
---	----	----	----	----	-----	-----	-----	----	-------	-------

(02)TB-674-02 ¥350,000(税別)

幅	100	110	120	長さ	180	190	200	高さ	45~80	50~85
---	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	----	-------	-------

- 手動ハンドル式の無段階高さ調節機能。折りたたみ式収納機能付き。

- リハビリ室での運動療法や物理療法に活躍する手動昇降式テーブル。

- 長時間の訓練等でも安定性を実現する硬質ウレタンフォームを採用。

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:4cm ●重量:(01)約76kg・(02)約87kg



※幅110cm以上の製品はシート表面の中央に縫製ラインが入ります。

※人に乗せた状態での高さ調節はお避けください。



牽引クランク治療台

TB-556 ¥125,000(税別)

- 腰部の簡易的な牽引を行える医療機器の許可を受けた手動式治療台。

- 長さ2cm間隔16段階ストッパー式調節機能付きの安全な足部固定。

- 回転操作で長さ調節できる簡単設計。邪魔にならない収納ハンドル。

▼サイズ [単位:cm]

幅	55
長さ	162~192
高さ	40

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:3cm(本体) ●重量:約29kg

●医療機器届出番号:27B3X00231000007

※本製品は可動しますので、周辺に若干の余裕を取って設置してください。



A型オーバーヘッドフレーム

TB-1478 ¥420,000(税別)

- 上面金網と壁面金網に滑車や重錘を用いて運動療法を行う全身運動器。

- 牽引・姿勢矯正・機能回復運動・可動域訓練・筋力増強運動等が可能。

- 女性でも簡単に調節できる移動に便利な直径5cmレベルキャスター。

▼サイズ [単位:cm]

幅	100
奥行	140
高さ	201

カラー:標準粉体塗装色 / アイボリー

●重量:約42kg

●付属品:握環/3個・調節金具/1個・ナイロンテープ/10m・吊滑車/2個・ネット滑車/1個・フック/1個・四肢固定バンド/1個・吊帶/1個・ウェイトバッグ/1~5kg 各1個





NEW

ダンベルチェスト

TB-1532

¥175,000(税別)

- 軽量コンパクト設計を追究したダンベルプレート式高齢者運動マシン。
- 肘の曲げ伸ばしによる胸から肩・背・腕を含めた上半身の改善運動。
- オールラバーコーティング加工済みの2.5kgプレート4枚を標準装備。

▼サイズ [単位:cm]

座幅	30 (全幅75)
奥行	106
座高	33/36 (全高107)

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:3/6cm(座部) 4cm(背部)
- 重量:約37kg(プレート含む)



ダンベルショルダー

TB-1533

¥147,000(税別)

- 軽量コンパクト設計を追究したダンベルプレート式高齢者運動マシン。
- 肘の曲げ伸ばしによる胸から肩・背・腕を含めた上半身の改善運動。
- オールラバーコーティング加工済みの2.5kgプレート4枚を標準装備。

▼サイズ [単位:cm]

座幅	30 (全幅75)
奥行	74
座高	36/39 (全高115)

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:3/6cm(座部) 4cm(背部)
- 重量:約34kg(プレート含む)



NEW



NEW

ダンベルレッグ

TB-1534

¥162,000(税別)


- 軽量コンパクト設計を追究したダンベルプレート式高齢者運動マシン。
- 膝の曲げ伸ばしによる太ももの前と後ろを含めた下半身の改善運動。
- オールラバーコーティング加工済みの2.5kgプレート4枚を標準装備。

▼サイズ [単位:cm]

座幅	41 (全幅56)
奥行	100
座高	35/49 (全高92)

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:4/6cm(座部) 4cm(背部)
- 重量:約33kg(プレート含む)



NEW

a ダンベル (5kg)

TB-1536-01

¥15,000(税別)

- 安全にダンベル運動ができる滑りにくい発泡ゴムグリップ加工付き。
- オールラバーコーティング加工済みを採用。2.5kgプレート2枚付き。

▼サイズをご指定ください。

幅:27cm(内寸15cm)・37cm(内寸25cm)

b バーベル (10kg)

TB-1536-02

¥25,000(税別)

- 安全にダンベル運動ができる滑りにくい発泡ゴムグリップ加工付き。
- オールラバーコーティング加工済みを採用。2.5kgプレート4枚付き。

▼サイズをご指定ください。

幅:51cm(内寸35cm)・61cm(内寸45cm)・71cm(内寸55cm)・81cm(内寸65cm)



ピットチェスト

TB-1391

¥201,000(税別)

- 軽量コンパクト設計を追求した高齢者向け片側抵抗トレーニング。
- 肘の曲げ伸ばしによる胸から肩・背・腕を含めた上半身の改善運動。
- 負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用。

▼サイズ [単位:cm]

幅	50 (全幅65)
奥行	72
座高	36/39 (全高100)

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:3/6cm(座部) 4cm(背部)
- 重量:約22kg



ピットショルダー

TB-1392

¥203,000(税別)

- 軽量コンパクト設計を追求した高齢者向け片側抵抗トレーニング。
- 肘の上げ下ろしによる背中から肩関節・腕を含めた上半身の改善運動。
- 負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用。

▼サイズ [単位:cm]

幅	50 (全幅55)
奥行	72
座高	36/39 (全高111)

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:3/6cm(座部) 4cm(背部)
- 重量:約25kg



ピットレッグエクステンション

TB-1393

¥211,000(税別)

- 軽量コンパクト設計を追求した高齢者向け片側抵抗トレーニング。
- 膝の曲げ伸ばしによる太ももの前と後ろを含めた下半身の改善運動。
- 負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用。

▼サイズ [単位:cm]

幅	50
奥行	99
座高	35/49 (全高90)

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:3/7cm(座部) 4cm(背部)
- 重量:約25kg



ピットレッグプレス

TB-1396

¥239,000(税別)

- 軽量コンパクト設計を追求した高齢者向け片側抵抗トレーニング。
- 膝の曲げ伸ばしによる太もも前後と脚全体を含めた下半身の改善運動。
- 負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用。

▼サイズ [単位:cm]

幅	50
奥行	115
座高	35/49 (全高93)

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:4/6cm(座部) 4cm(背部)
- 重量:約29kg





ピットアダクション

TB-1397

¥257,000(税別)

- 軽量コンパクト設計を追求した高齢者向け片側抵抗トレーニング。
- 両脚の開閉による太ももとお尻・股関節を含めた下半身の改善運動。
- 負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用。

▼サイズ [単位:cm]

幅	50(最大125)
奥行	115
座高	35/47(全高95)

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:4/6cm(座部) 4cm(背部)
- 重量:約28kg

※閉脚時にのみ負荷が発生します。



ピットC&LP

TB-1437

¥380,000(税別)

- チェストプレスとレッグプレスを複合した片側抵抗の運動療法マシン。
- 軽量コンパクト設計を追求した高齢者向けのリハビリトレーニング。
- 負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用。

▼サイズ [単位:cm]

座幅	50
奥行	114
座高	35/49(全高93)

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:4/6cm(座部) 4cm(背部)
- 重量:約34kg



ピットS&AD

TB-1438

¥410,000(税別)

- ショルダープレスとアダクションを複合した片側抵抗の運動療法マシン。
- 軽量コンパクト設計を追求した高齢者向けのリハビリトレーニング。
- 負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用。

▼サイズ [単位:cm]

座幅	50(最大126)
奥行	145
座高	36/47(全高111)

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:4/6cm(座部) 4cm(背部)
- 重量:約46kg

※閉脚時にのみ負荷が発生します。



ピットS&LE

TB-1439

¥360,000(税別)

- ショルダープレスとレッグエクステンションの片側抵抗複合運動マシン。
- 軽量コンパクト設計を追求した高齢者向けのリハビリトレーニング。
- 負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用。

▼サイズ [単位:cm]

座幅	40(全幅57)
奥行	124
座高	35/42(全高100)

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:4/6cm(座部) 4cm(背部)
- 重量:約34kg





チェストII

TB-1220

¥201,000(税別)

- 省スペースで簡易的な片側抵抗トレーニングができる両腕の訓練台。
- 負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズ [単位:cm]

座幅	45 (全幅75)
奥行	65
座高	39/42 (全高107)

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:3cm (座部・背部)
- 重量:約32kg



かどまる



ショルダーII

TB-1219

¥203,000(税別)

- 省スペースで簡易的な片側抵抗トレーニングができる両腕の訓練台。
- 負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズ [単位:cm]

座幅	45 (全幅95)
奥行	65
座高	39/42 (全高127)

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:3cm (座部・背部)
- 重量:約36kg



かどまる



レッグエクステンションII

TB-1218

¥207,000(税別)

- 省スペースで簡易的な片側抵抗トレーニングができる両足の訓練台。
- 負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズ [単位:cm]

座幅	40 (全幅70)
奥行	89
座高	45/55 (全高112)

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:4/7cm (座部) 3cm (背部)
- 重量:約30kg



かどまる



レッグプレスII

TB-1215

¥217,000(税別)

- 省スペースで簡易的な片側抵抗トレーニングができる両足の訓練台。
- 負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズ [単位:cm]

座幅	45 (全幅60)
奥行	114
座高	32/42 (全高107)

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:3cm (座部・背部)
- 重量:約36kg



かどまる



レッグプレスII(分離式)

TB-1216

¥337,000(税別)

- 省スペースで簡易的なリハビリトレーニングができる両足の訓練台。
- 負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用。
- 両足を交互に訓練したり同時にしたりできる分離式フットプレート。

▼サイズ [単位:cm]

座幅	45 (全幅60)
奥行	114
座高	32/42 (全高107)

オリジナルレザー(18色対応) ▲レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:3cm (座部・背部) ●重量:約36kg



レッグプレスDXII

TB-1217

¥263,000(税別)

- 省スペースで簡易的な片側抵抗トレーニングができる両足の訓練台。
- 負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用。
- 体格に応じてフットプレートの位置が調節可能。2cm間隔5段階調節。

▼サイズ [単位:cm]

座幅	45 (全幅60)
奥行	135
座高	32/42 (全高107)

オリジナルレザー(18色対応) ▲レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:5cm (座部・背部) ●重量:約36kg



アダクションII

TB-1222

¥261,000(税別)

- 省スペースで簡易的な片側抵抗トレーニングができる股関節の訓練台。
- 負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズ [単位:cm]

座幅	40 (全幅120)
奥行	113
座高	45 (全高110)

オリジナルレザー(18色対応) ▲レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:3cm (座部・背部) ●重量:約45kg



アブダクションII

TB-1223

¥261,000(税別)

- 省スペースで簡易的な片側抵抗トレーニングができる股関節の訓練台。
- 負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズ' [単位:cm]

座幅	40 (全幅60)
奥行	123
座高	45 (全高110)

オリジナルレザー(18色対応) ▲レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:3cm (座部・背部) ●重量:約45kg





アブドミナルII

TB-1221

¥257,000(税別)

- 省スペースで簡易的な片側抵抗トレーニングができる前屈の訓練台。
- 負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズ [単位:cm]

座幅	45 (全幅75)
奥行	73
座高	38/45 (全高120)

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:3cm (座部・背部) ●重量:約31kg



チェスト&レッグDXII

TB-1214

¥367,000(税別)

- チェストプレスとレッグプレスを複合した片側抵抗の運動療法マシン。
- 負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用。
- 無段階に長さが調節できる便利なフットプレートを標準装備。

▼サイズ [単位:cm]

座幅	39/46 (全幅83)
奥行	126
座高	32/42 (全高107)

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:5cm (座部・背部) ●重量:約52kg



アドクッション「背楽」

TB-1369

¥9,000(税別)

- 体格の違いをカバーする背部補助マット。取付が容易なゴムベルト式。

▼サイズ [単位:cm]

幅	34	奥行	40	高さ	5
オリジナルレザー(18色対応)		◀レザー色をご指定ください。[P4参照]			

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- 裏面:滑り止め(ストップレザー)加工付 ※ストップレザーの黒色は変更できません。
- 重量:0.4kg



a Mスタンド

TB-67

¥9,000(税別)

- わかりやすい適切な使用方法からトレーニングの効果をスタンド表示。
- 色あせ等の耐久性に優れたラミネートパウチ加工のA4サイズを採用。

●土台直径:23cm 高さ:74cm (パウチサイズ/幅:21cm 長さ30.5cm)

●フレームカラー:標準粉体塗装色/アイボリー

※ご注文時にはご使用される運動療法シリーズの製品名をご提示ください。



b レッグ補助ベルト

TB-61

¥18,000(税別)

- 取り外しが簡単にできるレッグプレス系製品専用の補助ベルト。

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- フレームカラー:標準粉体塗装色/アイボリー ●重量:1.2kg

※レッグプレスII(分離式)にはお使いいただけません。ご注意ください。





パワーリハビリCPL

TB-810

¥350,000(税別)

- 胸・背・肩・腕等の筋肉を理想的な往復抵抗でリハビリトレーニング。
- 8段階調節機能付き油圧シリンダーを採用。約2~8kgの範囲で調節可能。
- 体格に応じて背もたれ位置が簡単に調節可能。2cm間隔5段階調節。

▼サイズ [単位:cm]

座幅	40 (全幅75)
奥行	83 (最大133)
座高	38/41 (全高110)

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚: 5cm (座部・背部) ●重量: 約42kg



パワーリハビリSPL

TB-814

¥350,000(税別)

- 胸・背・肩・腕等の筋肉を理想的な往復抵抗でリハビリトレーニング。
- 8段階調節機能付き油圧シリンダーを採用。約3~14kgの範囲で調節可能。
- 体格に応じて座部の高さを簡単に調節可能。3cm間隔5段階調節。

▼サイズ [単位:cm]

座幅	40 (全幅97)
奥行	83
座高	37/40 (全高123・最大190)

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚: 5cm (座部・背部) ●重量: 約41kg



パワーリハビリLEC

TB-781

¥380,000(税別)

- 下肢の伸展運動と屈曲運動が理想的な往復抵抗でリハビリトレーニング。
- 8段階調節機能付き油圧シリンダーを採用。約4~16kgの範囲で調節可能。
- 座部3cm間隔5段階高さ調節可能。背部2cm間隔5段階位置調節可能。

▼サイズ [単位:cm]

座幅	40 (全幅65)
奥行	106 (最大138)
座高	38/49 (全高110)

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚: 5cm (座部・背部) ●重量: 約37kg



パワーリハビリAAD

TB-813

¥410,000(税別)

- 股関節の内転・外転筋肉を理想的な往復抵抗でリハビリトレーニング。
- 8段階調節機能付き油圧シリンダーを採用。約1~9kgの範囲で調節可能。
- 体格に応じて背もたれ位置が簡単に調節可能。2cm間隔5段階調節。

▼サイズ [単位:cm]

座幅	43 (全幅65・最大115)
奥行	119 (最大122)
座高	45 (全高110)

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚: 5cm (座部・背部) ●重量: 約51kg



パワーリハビリADB

TB-831

¥380,000(税別)

- 腹筋と背筋を理想的な往復抵抗で腰痛改善等のリハビリトレーニング。
- 8段階調節機能付き油圧シリンダーを採用。約4~26kgの範囲で調節可能。
- 座部3cm間隔5段階高さ調節可能。背部2cm間隔5段階位置調節可能。

▼サイズ [単位:cm]

座幅	40 (全幅80)
奥行	83 (最大110)
座高	35/38 (全高109)

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:5cm (座部・背部)
- 重量:約40kg



パワーリハビリRTS

TB-1142

¥340,000(税別)

- 腹筋・横腹筋の筋肉を理想的な往復抵抗でリハビリトレーニング。
- 8段階調節機能付き油圧シリンダーを採用。約1~12kgの範囲で調節可能。
- 下肢を固定して体幹が左右に傾かないよう上体を捻るロータリー運動。

▼サイズ [単位:cm]

座幅	40 (全幅74)
奥行	113
座高	45 (全高90)

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:5cm
- 重量:約50kg



パワーリハビリSUD

TB-1228

¥330,000(税別)

- 太ももと膝などを理想的な往復抵抗で転倒予防のリハビリトレーニング。
- 8段階調節機能付き油圧シリンダーを採用。約8~32kgの範囲で調節可能。
- 滑り止め防止の安全ゴムマット付き。安定動作を補助するグリップ付き。

▼サイズ [単位:cm]

幅	65
奥行	148
高さ	103

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- 重量:約37kg



イージーステッパー

TB-1472

¥180,000(税別)

- 軽量コンパクトで安全設計を追求した高齢者向けの歩行トレーニング。
- ステップ部分を左右交互に踏み込めるシンプルな有酸素運動マシン。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmオリジナルジャスター付き。


▼サイズ [単位:cm]

幅	60
奥行	75
高さ	110

カラー:標準粉体塗装色/アイボリー

- 重量:約26kg
- 大画面タイマー(TB-693)付き





FR測定器

TB-1256


¥45,000(税別)

- 立位の状態からバランス能力を測定するファンクショナルリーチ測定器。
- 身長に合わせて高さを自由に調節できる簡単設計。両側メジャー付き。

▼サイズ [単位:cm]

幅	96
奥行	35
高さ	160

●重量:約9kg



姿勢分析器SD

TB-71

¥54,000(税別)

- 身体の歪みを分析することで施術効果をわかりやすく説明できる分析器。
- 移動に便利な取っ手付き。床面との微調整が可能なアジャスター付き。

▼サイズ [単位:cm]

幅	66 (全幅74)
奥行	30
高さ	187

●重量:約6kg



姿勢矯正用鏡

TB-1319

¥160,000(税別)

- 姿勢矯正や歩行訓練・起立練習等を行うときに用いる全身用の鏡。
- 鏡面は飛散防止加工済みなので破損してもガラスが飛び散りにくく安心。

▼サイズ [単位:cm]

幅	90
奥行	51
高さ	191

●鏡サイズ: 幅79cm 高さ169cm ●重量:約32kg



M型上肢運動台

TB-888

¥88,000(税別)

- 四十肩等の肩関節疾患や麻痺等を緩和する為の滑車式ストレッチ運動。
- 患者様の体格に合わせて滑車幅とロープの長さを無段階に調節可能。
- ストップバー式の5段階高さ調節機能付きシート。ノブネジ2カ所止め。

▼サイズ [単位:cm]

幅	66
奥行	68
高さ	228

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:5cm ●重量:約16kg



**P型上肢運動台**

TB-1175

¥88,000(税別)

- 車イスから移動することなく上肢運動が始められる専用設計の訓練器。
- 四十肩等の肩関節疾患や麻痺等を緩和する為の滑車式ストレッチ運動。
- 患者様の体格に合わせて滑車幅とロープの長さを無段階に調節可能。

▼サイズ [単位:cm]

幅	80
奥行	80
高さ	228

●重量:約16kg

※写真の車イスは価格に含まれません。

**G型上肢運動台**

TB-1206

¥140,000(税別)

- 四十肩等の肩関節疾患や麻痺等を緩和する為の滑車式ストレッチ運動。
- 患者様の体格や疾患に合わせて滑車幅とロープの長さを簡単に調節可能。
- 高さ40~48cmガスシリンダー式無段階調節。便利な360°回転式座面。

▼サイズ [単位:cm]

幅	85
奥行	68
高さ	228

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:5cm(ヘッド部)/6cm(背部・座部) ●重量:約20kg

**足関節起立矯正ベッド**

TB-1473

¥300,000(税別)

- 患者自身の体重を利用した尖足と内外反足を矯正する起立訓練用装置。
- 操作性が容易なレバー式無段階角度調節機能付き。傾斜角度70~90°。
- 同色レザー製ベルト付き。尖足矯正板・内外反足矯正板各1セット付き。

▼サイズ [単位:cm]

幅	60
奥行	29
高さ	190

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●重量:約22kg ※壁面への取り付け施工は専門の施工業者様へご依頼ください。

**a 尖足矯正板**

TB-1475

¥63,000(税別)

- 尖足(せんそく)矯正用。5°・10°・20°・30°の角度調節機能付き。
- 重量:約5kg ※2個1組

b 内外反足矯正板

TB-1474

¥62,000(税別)

- 内反足&外反足矯正用。5°・10°・20°の角度調節機能付き。
- 重量:約5kg ※2個1組

**カールベンチ**

TB-1252

¥120,000(税別)

- 腹筋運動から背筋のストレッチまで幅広いリハビリ訓練の用途に活躍。
- リハビリ室での運動療法用に開発されたバックストレッチングベンチ。

▼サイズ [単位:cm]

幅	45 (全幅55)
長さ	149
高さ	64

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:3cm ●重量:約28kg

**カールストレッチ**

TB-1495

¥28,000(税別)

- 腹筋運動から背筋のストレッチまで幅広いリハビリ訓練の用途に活躍。
- リハビリ室での運動療法用に開発されたバックストレッチングベンチ。

▼サイズ [単位:cm]

幅	40
長さ	100
高さ	20

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:3cm ●重量:約7.5kg

**S型歩行器**

TB-1421

¥50,000(非課税)

- シンプルに機能性だけを追求したコストパフォーマンスの高い歩行器。
- 耐久性が高く静肅性に優れた直径10cmの微音キャスターを全輪に採用。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	63
奥行	77.5
高さ	70 80 90 100

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- 重量:約9.5kg

**歩行ヘルパー**

TB-1184

¥77,000(税別)

- 簡単に調節が可能な高さ15段階調節機能付き歩行補助専用歩行器。
- デザイン性に優れた安全グリップ付き。直径10cm双輪キャスター。

▼サイズ [単位:cm]

幅	65
奥行	57
高さ	85~115

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- 重量:約13kg





電動歩行訓練リフト

TB-1483

¥420,000(税別)

- 体重免荷装置を使用しながら歩行訓練ができる電動式の介護リフト。
- スムーズに走行できる直径10cmキャスターと安全ガードを標準装備。
- 360°回転ハンガー。非常降下スイッチ＆緊急非常停止ボタン機能付き。

▼サイズ [単位:cm]

幅	77
奥行	128
高さ	162~222(ハンガーフック高さ79~198)

●材質:スチール製／粉体塗装加工

●最大耐荷重:150kg ●重量:約56kg



免荷用ハーネスマ

TB-1480

¥88,000(税別)

- 適応範囲:162~176cm(身長)/60~75kg(体重)
- ハーネスの素材や色は変更により異なる場合がございます。



カラーホールドミット


TB-1436

¥8,000(税別)

- 運動療法シリーズを安全に使用できる握力の弱い患者様専用ミット。
- 簡単に脱着ができるホールド性の高いマジックテープ仕様。左右兼用。

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[下記参照]



ぶら下がり訓練器

TB-1525

¥81,000(税別)

- 単純なぶら下がりで全身ストレッチと健康的で正しい姿勢をサポート。
- 滑りにくい発泡ゴムグリップ付きの高さ調節が不要な5段階バーを採用。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズ [単位:cm]

幅	58
奥行	82
高さ	216

カラー:標準粉体塗装色／アイボリー

●重量:約18kg





電動チルトSタイプ

TB-651

¥476,000(税別)

- 足乗せステップ連動式電動起立機能付き訓練用傾斜ベッド。0~70°。
- うつ伏せでの呼吸を体格に応じて楽にする長さ70cmの長穴有孔加工。
- 回転機能付きストッパー式スイングガード(クロムメッキ)2本装備。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	65	70
長さ	180	190
高さ	50	55

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:6cm
- 重量:約75kg



電動チルトCタイプ

TB-652

¥520,000(税別)

- 足乗せステップ連動式電動起立機能付き無段階傾斜ベッド。0~70°。
- 縦型調節式ヘッド。ガスシリンダー式角度調節機能付き。15~40°。
- 快適なポジションを提供する大型手置き台付き。うつ伏せ専用治療台。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70
長さ		155		165	
高さ	50		55		60

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:9cm(本体)
- 重量:約73kg

※ロールペーパー取付金具標準装備。(ロールペーパー1本付き)

※ヘッドの幅は微調節できます。



電動チルトRタイプ

TB-653

¥500,000(税別)

- 足乗せステップ非連動式電動起立機能付き訓練用傾斜ベッド。0~70°。
- 体格に合わせて自由にセッティング可能なレザー製ベルト3本付き。
- 回転機能付きストッパー式スイングガード(クロムメッキ)2本装備。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	65	70
長さ	180	190
高さ	55	60

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:6cm
- 重量:約78kg



バランスロード

TB-77C-180

¥18,000(税別)

- バランス感覚を効果的に向上させる歩行訓練専用マット。

▼サイズ [単位:cm]

幅	24(上面14)
奥行	200
高さ	6

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- 重量:約2.5kg



a ウォークトレーナー(水田式) TB-1367 ¥45,000(税別)


■バランス訓練・歩行訓練を安全に効果的に行えるトレーニングマット。
■低反発ウレタンを内蔵し「水田」を歩くような絶妙な不安定感を再現。
■訓練時のズレ・滑りを予防し安全性を高める裏面ストップレザーを採用。
●芯材:低反発ウレタン ●クッション厚:7cm ●重量:約7kg
※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。

b ウォークトレーナー(青竹式) TB-1368 ¥48,000(税別)

■バランス訓練・歩行訓練を安全に効果的に行えるトレーニングマット。
■独特の形状と適度な硬さで「青竹踏み」のような足裏への刺激を実現。
■訓練時のズレ・滑りを予防し安全性を高める裏面ストップレザーを採用。
●芯材:10000番チップウレタン ●クッション厚:3/7cm ●重量:約7kg

▼(a b)共通)サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	48	奥行	100	150	高さ	7
オリジナルレザー(18色対応)						◀ レザー色をご指定ください。[P4参照]



plat訓練マット


TB-1380 ¥64,000(税別)

■リハビリ等の専門的なトレーニングに活用できるワイドタイプのマット。
■合板ベニヤを底面に内蔵。訓練台(ベッド)と同じレザーの張りを実現。
■長時間の訓練等でも安定性を実現する硬質ウレタンフォームを採用。
▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	100	110	120	130	140	150	160	170
長さ	180						190	200
厚み	5							

オリジナルレザー(18色対応) ◀ レザー2色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:約30kg(幅120×長さ180cm製作時)



リハビリ訓練マット

TB-1381 ¥58,000(税別)

■専門的なトレーニングからストレッチまで安心できるワイドタイプ。
■リハビリ室での運動療法や物理療法に活躍するトレーニングマット。
■長時間の訓練等でも安定性を実現する硬質ウレタンフォームを採用。
▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	100	110	120	130	140	150	160	170
長さ	180						190	200
厚み	4							

オリジナルレザー(18色対応) ◀ レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:約17kg(幅120×長さ180cm製作時)



a リハビリポール

TB-78C-02 ¥17,600(税別)

■筋力バランスの改善から基礎代謝の向上につながる体幹トレーニング。
■高齢者でも安全にリハビリ訓練を実現できるエクササイズストレッチ。
●直径:15cm 長さ:100cm

オリジナルレザー(18色対応) ◀ レザー色をご指定ください。[P4参照]

b リハビリポール(ハーフ)

TB-78C-03 ¥21,600(税別)

■体幹トレーニングの用途が広がるハーフタイプ。筋力バランスを改善。
■高齢者でも安全にリハビリ訓練を実現できるエクササイズストレッチ。
●直径:15cm 長さ:50cm ●2個1組

オリジナルレザー(18色対応) ◀ レザー色をご指定ください。[P4参照]

**a リハビリ半円ポール**

TB-78C-04

¥14,000(税別)

- 初歩的なリハビリ訓練に最適な安定性を重視した半円タイプのポール。
- 高齢者でも安全にリハビリ訓練を実現できるエクササイズストレッチ。
- 幅: 100cm 奥行: 15cm 高さ: 7.5cm

オリジナルレザー(18色対応) ◀ レザー色をご指定ください。[P4参照]

b リハビリ半円ポール(ハーフ)

TB-78C-05

¥18,000(税別)

- 体幹トレーニングの用途が広がるハーフタイプ。筋力バランスを改善。
- 初歩的なリハビリ訓練に最適な安定性を重視した半円タイプのポール。
- 幅: 50cm 奥行: 15cm 高さ: 7.5cm ● 2個1組

オリジナルレザー(18色対応) ◀ レザー色をご指定ください。[P4参照]

**リハビリペダル**

TB-1316

¥13,000(税別)

- 負荷調整機能付きで無理なく下肢のリハビリ運動から上肢運動も可能。
- 軽量コンパクトサイズで持ち運び収納にも便利な折りたたみ機能付き。

● サイズ: 幅37cm 奥行48cm 高さ26cm

● 重量: 2.4kg

● デジタル表示: 運動時間・ペダル回転回数・消費カロリー

※消費カロリーは目安です。

※電池／単4乾電池×1(テスト用) 付き

※長時間の使用後ペダル金属部分に摩擦熱が生じます。直接金属部分に触れないようご注意ください。

返品不可

デジタル表示

CAL／消費カロリー表示

SCAN／自動的に連続して個々の機能を表示

TIME／0:00から99:59まで1秒単位で表示

COUNT／カウント表示

**a リハビリステップ**

TB-1288

¥10,000(税別)

- リハビリ用として活躍するステップ台を乗り降りするエアロビクス運動。
- 持ち運びも容易な軽量コンパクトタイプ。高さ3段階調節機能付き。

● サイズ: 幅70cm 奥行28cm 高さ12・17・22cm ● 耐荷重: 400kg

返品不可

b エクササイズステップ

TB-1289

¥19,000(税別)

- リハビリ用として活躍するステップ台を乗り降りするエアロビクス運動。
- 本格的なエクササイズに対応の大型タイプ。高さ3段階調節機能付き。

● サイズ: 幅120cm 奥行39cm 高さ5.5・12.5・20.5cm ● 耐荷重: 400kg

返品不可

**マルチステップ**

TB-1315

¥16,000(税別)

- リハビリ用ステップから3種類の組合せにより多種多様な運動が可能。
- 本格的なエクササイズから簡単で効果的なストレッチング運動も実現。


本体サイズ: 幅54cm 奥行33.5cm 高さ14cm

a 高さ 3.5/16cm b c 高さ 3.5/11cm

● 耐荷重: 100kg

返品不可

3種類の付属アタッチメントでマルチな運動が可能です。



**ストレッチボード**

TB-1290

¥12,000(税別)

- 簡単に効果的なストレッチング運動を実現。6段階角度調節機能付き。
- X脚とO脚に効果的な取り外し可能なXOバットを標準装備。

- サイズ: 幅39cm 奥行36cm
- 角度調節: 15°・18°・20°・24°・30°・39°
- 耐荷重: 100kg

返品不可

**a パワーツイスト**

TB-1291

¥7,000(税別)

- 自分の体重で無理のない回転運動ができる簡単エクササイズアイテム。

- サイズ: 直径48cm

返品不可

b バランスボード


TB-1292

¥3,000(税別)

- 体幹とバランス感覚を鍛えながら効果的なエクササイズ運動を実現。

- サイズ: 直径41cm ●耐荷重: 100kg

返品不可

**a バランスボール(55)**

TB-1295-01

¥3,700(税別)

b バランスボール(65)

TB-1295-02

¥4,200(税別)

c バランスボール(75)

TB-1295-03

¥5,000(税別)

- リハビリ運動からアスリートの筋力保持まで幅広く活躍する定番商品。
- 身体の歪みや姿勢矯正にも役立ち気楽に楽しみながらトレーニング。

- サイズ: 直径 a 55cm b 65cm c 75cm

※専用エアーポンプ付き
返品不可

**a マッサージャー**

TB-1293

¥6,000(税別)

- 絶妙な湾曲形状が抜群の心地よさを提供する画期的な癒しアイテム。

- サイズ: 幅35cm 奥行21cm

返品不可

b ヨガマット

TB-1294

¥3,700(税別)

- リハビリ運動からアスリートの筋力保持まで幅広く活躍する定番商品。

- 身体の歪みや姿勢矯正にも役立ち気楽に楽しみながらトレーニング。

- サイズ: 幅60cm 長さ172cm 厚み0.6cm

返品不可