

HIGH-LOW

電動昇降台シリーズ photo/2M電動リモス TB-1516 [P131]





電動マイスターS

TB-1361

¥250,000(税別)

有孔電動マイスターS

TB-1361U

¥250,000(税別)

- コストパフォーマンスを追求した安全性と機能性の高い垂直式昇降台。
- シートと同色加工で院内での存在感が際立つジャバラユニットを採用。
- 安心・安全でスッキリした足元を演出する無線式フットスイッチを採用。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm]

幅	55	60	65	70
長さ	170		180	
高さ	46~78			

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 3cm ●重量: 約65kg



電動マイスターE

TB-1519

¥320,000(税別)

有孔電動マイスターE

TB-1519U

¥320,000(税別)

- コストパフォーマンスを追求した安全性と機能性の高い垂直式昇降台。
- 2つの高さを記憶できるポジションメモリー機能付きフットスイッチ。
- シートと同色加工で院内での存在感が際立つジャバラユニットを採用。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm]

幅	60	65	70
長さ	180		190
高さ	45~78		

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 3cm(本体) ●重量: 約77kg



電動マイスターL

TB-1375

¥320,000(税別)

有孔電動マイスターL

TB-1375U

¥320,000(税別)

- コストパフォーマンスを追求した安全性と機能性の高い垂直式昇降台。
- 角度調節機能付きの丸みあるシートが温かな院内づくりをサポート。
- 安心・安全でスッキリした足元を演出する無線式フットスイッチを採用。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm]

幅	60	65	70
長さ	180		190
高さ	49~81		

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 6cm ●重量: 約72kg



2M電動マイスター

TB-1504

¥333,000(税別)

有孔2M電動マイスター

TB-1504U

¥333,000(税別)

- コストパフォーマンスを追求した安全性と機能性の高い垂直式昇降台。
- シートと同色加工で院内での存在感が際立つジャバラユニットを採用。
- 電動式背あけ角度調節機能付き。0~70°。簡単なフットスイッチ操作。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm]


幅	60	65	70
長さ	180		190
高さ	49~81		

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 5cm ●重量: 約66kg

※背上用かどまるマクラ(TB-78C-07)/別売 [P354参照]



垂直電動HSタイプ

TB-897

¥400,000(税別)

有孔垂直電動HSタイプ

TB-897U

¥400,000(税別)

- ハイスピードな昇降速度を実現するリナック社製高速モーターを採用。
- 従来品に比べ上昇速度30%アップ(約22秒) 下降速度50%アップ(約16秒)。
- 安全性を優先したジャバラユニット式垂直昇降型電動ハイローベッド。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm]

幅	55	60	65	70
長さ	170	180	190	
高さ	46~79			

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 4cm ●重量: 約78kg



※ハイスピードモーター採用



垂直電動Eタイプ

TB-762

¥440,000(税別)

有孔垂直電動Eタイプ

TB-762U

¥440,000(税別)

- 安全性を優先したジャバラユニット式垂直昇降型電動ハイローベッド。
- 2つの高さを記憶できるポジションメモリー機能付きフットスイッチ。
- シート(天板)の四隅コーナーをやさしく演出するかどまる加工を採用。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm]

幅	55	60	65	70
長さ	170	180	190	
高さ	46~79			

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 4cm ●重量: 約78kg



※ハイスピードモーター採用



垂直電動Sタイプ

TB-491

¥420,000(税別)

有孔垂直電動Sタイプ

TB-491U

¥420,000(税別)

- 安全性を優先したジャバラユニット式垂直昇降型電動ハイローベッド。
- 患者様の容易な乗降を実現するオートリターン(下降時のみ)機能付き。
- シート(天板)の四隅コーナーをやさしく演出するかどまる加工を採用。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm]

幅	55	60	65	70
長さ	170	180	190	
高さ	46~79			

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 4cm ●重量: 約78kg



垂直電動SCタイプ

TB-728

¥440,000(税別)

有孔垂直電動SCタイプ

TB-728U

¥440,000(税別)

- 安全性を優先したジャバラユニット式垂直昇降型電動ハイローベッド。
- 女性でも簡単に調節できる移動に便利な直径5cmのレベルキャスター。
- 患者様の容易な乗降を実現するオートリターン(下降時のみ)機能付き。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm]

幅	55	60	65	70
長さ	170	180	190	
高さ	46~79			

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 4cm ●重量: 約79kg





垂直電動SPタイプ

TB-730

¥470,000(税別)

有孔垂直電動SPタイプ

TB-730U

¥470,000(税別)

- 安全性を優先したジャバラユニット式垂直昇降型電動ハイローベッド。
- 頻繁な移動を行う場合に便利なステップレバー式操作のキャスター。
- 患者様の容易な乗降を実現するオートリターン(下降時のみ)機能付き。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm]

幅	55	60	65	70
長さ	170	180	180	190
高さ	48~81			

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 4cm ●重量: 約79kg



垂直電動EZタイプ

TB-889

¥520,000(税別)

有孔垂直電動EZタイプ

TB-889U

¥520,000(税別)

- ベッドからの転落を防止するF型ベッドガード(TB-27-01)1本付き。
- 頻繁な移動を行う場合に便利なステップレバー式操作のキャスター。
- 2つの高さを記憶できるポジションメモリー機能付きフットスイッチ。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm]

幅	65	70	
長さ	170	180	190
高さ	48~81		

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 4cm ●重量: 約80kg



※ハイスピードモーター採用



垂直電動EWタイプ

TB-1143

¥660,000(税別)

有孔垂直電動EWタイプ

TB-1143U

¥660,000(税別)

- ベッドからの転落を防止するF型ベッドガード(TB-27-01)1本付き。
- 直径12.5cm3WAYキャスター。方向規制・フリー・トータルロック機能。
- 2つの高さを記憶できるポジションメモリー機能付きフットスイッチ。


▼サイズをご指定ください。[単位: cm]

幅	65	70
長さ	180	190
高さ	49~82	

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 4cm ●重量: 約80kg



垂直電動EGタイプ

TB-1092

¥480,000(税別)

有孔垂直電動EGタイプ

TB-1092U

¥480,000(税別)

- ストッパー式で上下に移動するS型ベッドガード(TB-30)1本付き。
- 安全性を優先したジャバラユニット式垂直昇降型電動ハイローベッド。
- 2つの高さを記憶できるポジションメモリー機能付きフットスイッチ。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm]

幅	65	70
長さ	180	190
高さ	46~79	

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 4cm ●重量: 約78kg



※ハイスピードモーター採用



垂直電動SLタイプ

TB-511

¥450,000(税別)

有孔垂直電動SLタイプ

TB-511U

¥450,000(税別)

- 安全性を優先したジャバラユニット式垂直昇降型電動ハイローベッド。
- 体圧分散性と衝撃吸収性に優れている低反発ウレタンフォームを採用。
- 患者様の容易な乗降を実現するオートリターン(下降時のみ)機能付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	55	60	65	70
長さ	170	180	180	190
高さ	48~81			

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:6cm ●重量:約81kg

※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。



垂直電動SFタイプ

TB-514

¥440,000(税別)

- 安全性を優先したジャバラユニット式垂直昇降型電動ハイローベッド。
- うつ伏せ時に快適な埋込式ケアフェイスマット(TB-77C-28)付き。
- 患者様の容易な乗降を実現するオートリターン(下降時のみ)機能付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	55	60	65	70
長さ	170	180	180	190
高さ	47~80			

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:5cm(本体) ●重量:約80kg



垂直電動SHタイプ

TB-546

¥450,000(税別)

有孔垂直電動SHタイプ

TB-546U

¥450,000(税別)

- 安全性を優先したジャバラユニット式垂直昇降型電動ハイローベッド。
- ほんのりとした暖かさを実現する温熱シート内蔵。温度調節機能付き。
- 患者様の容易な乗降を実現するオートリターン(下降時のみ)機能付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	60	65	70
長さ	180	190	190
高さ	46~79		

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:約79kg

※季節や環境により、ベッドが最適温度になるまで30~60分必要です。

※画像は有孔タイプです。



垂直電動Lタイプ

TB-550

¥490,000(税別)

有孔垂直電動Lタイプ

TB-550U

¥490,000(税別)

- 安全性を優先したジャバラユニット式垂直昇降型電動ハイローベッド。
- 簡単レバー操作のガスシリンダー式角度調節機能。背角度0~80°。
- 患者様の容易な乗降を実現するオートリターン(下降時のみ)機能付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	60	65	70
長さ	180	190	190
高さ	49~82		

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:7cm(本体)・6cm(背面) ●重量:約85kg

※角度調節レバーの取付位置は左右を選べます。ご指定のない場合は着座時左側が標準です。



※画像は有孔タイプです。

垂直電動2Eタイプ

TB-868

¥580,000(税別)

有孔垂直電動2Eタイプ

TB-868U

¥580,000(税別)


- 安全性を優先したジャバラユニット式垂直昇降型電動ハイローベッド。
- 電動式背あげ角度調節機能付き。0~80°。簡単なフットスイッチ操作。
- 2つの高さを記憶できるポジションメモリー機能付きフットスイッチ。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm]

幅	60	65	70
長さ	180		190
高さ	49~82		

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚: 7cm(本体)・6cm(背面) ●重量: 約85kg  
- ※ハイスピードモーター採用



垂直電動2EZタイプ

TB-869

¥680,000(税別)

有孔垂直電動2EZタイプ

TB-869U

¥680,000(税別)

- 電動式背あげ角度調節機能付き。0~80°。簡単なフットスイッチ操作。
- 2つの高さを記憶できるポジションメモリー機能付きフットスイッチ。
- 頻繁な移動を行う場合に便利なステップレバー式操作のキャスター。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm]

幅	65	70
長さ	180	190
高さ	51~84	

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚: 7cm(本体)・6cm(背面) ●重量: 約92kg  
- ※ハイスピードモーター採用 ※F型ベッドガード(TB-27-01)1本付き



垂直電動Aタイプ

TB-539

¥480,000(税別)

- 安全性を優先したジャバラユニット式垂直昇降型電動ハイローベッド。
- 簡単レバー操作のガスシリンダー式角度調節機能。頭角度15°~45°。
- 患者様の容易な乗降を実現するオートリターン(下降時のみ)機能付き。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70
長さ	200		210
高さ	49~82		

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚: 7cm(本体) ●重量: 約88kg  
- ※画像の脱衣カゴはセットイメージです。別売りになっておりますのでご注意ください。



垂直電動Cタイプ

TB-561

¥460,000(税別)

- 安全性を優先したジャバラユニット式垂直昇降型電動ハイローベッド。
- 高さ5段階手動切替機能付き大型手置き台。専用フタクッション付き。
- 患者様の容易な乗降を実現するオートリターン(下降時のみ)機能付き。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm]

幅	32/55	32/60	32/70
長さ	180		190
高さ	46~79		

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚: 4cm(本体) ●重量: 約88kg  



垂直電動CEタイプ

TB-877

¥560,000(税別)

- うつ伏せでの施術に最適な手置き台付き垂直型電動ハイローベッド。
- 2つの高さを記憶できるポジションメモリー機能付きフットスイッチ。
- 簡単レバー操作のガスシリンダー式角度調節機能。頭角度15°～45°。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70
長さ	190	200	210
高さ	48～81		

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:6cm(本体) ●重量:約89kg
- ※ハイスピードモーター採用



垂直電動EBタイプ

TB-893

¥520,000(税別)

- 特殊なテクニックの為にセパレート式シートを採用したアクチタイプ。
- 安全性を優先したジャバラユニット式垂直昇降型電動ハイローベッド。
- 2つの高さを記憶できるポジションメモリー機能付きフットスイッチ。


▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	55	60	65	70
長さ	170	180	190	
高さ	48～81			

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:6cm(本体) 6/9cm(後部) ●重量:約82kg
- ※ハイスピードモーター採用



垂直電動Mタイプ

TB-655

¥420,000(税別)

有孔垂直電動Mタイプ

TB-655U

¥420,000(税別)

- 医療機器として許可を受けた安心のメディカル診察台。EMC適合製品。
- 安全性を優先したジャバラユニット式垂直昇降型電動ハイローベッド。
- シート(天板)の四隅コーナーをやさしく演出するかどまる加工を採用。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	55	60	65	70
長さ	170	180	190	
高さ	46～79			

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:4cm ●重量:約78kg
- 医療機器届出番号 27B3X00231000008 ●EMC適合

※画像は有孔タイプです。



垂直電動MQタイプ

TB-1195

¥500,000(税別)

- 胸部左側が脱着可能な取り外し式脚台を装備した心臓超音波検査台。
- 2つの高さを記憶できるポジションメモリー機能付きフットスイッチ。
- 女性でも簡単に調節できる移動に便利な直径5cmレベルキャスター。

▼サイズ [単位:cm]

幅	70
長さ	190
高さ	48～81

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:6cm(本体・脚台) ●重量:約80kg
- 医療機器届出番号 27B3X00231000022
- ※ハイスピードモーター採用



垂直電動MFWタイプ

TB-1283

¥750,000(税別)

- 大腸内視鏡検査専用に開発された患者様と先生に優しい医療用ベッド。
- 直径12.5cm3WAYキャスター。方向規制・フリー・トータルロック機能。
- 2つの高さを記憶できるポジションメモリー機能付きフットスイッチ。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm]

幅	70	
長さ	180	190
高さ	49~82	

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚: 4cm ●重量: 約120kg 
- 医療機器届出番号 27B3X00231000027 (一般医療機器/保守点検無し)
- ※ハイスピードモーター採用 ※S型ベッドガード2本付き・点滴棒1本付き
- ※専用足置き台: 360°回転式高さ調節機能付き・取り外し可能
- ※付属のフタクッションの装着でフラットな状態でもご使用できます。



内視鏡用電動カイザー (メモリー有り)

TB-1527-01

¥610,000(税別)

- 大腸内視鏡検査専用に開発された患者様と先生に優しい医療用ベッド。
- 直径12.5cm3WAYキャスター。方向規制・フリー・トータルロック機能。
- 2つの高さを記憶できるポジションメモリー機能付きフットスイッチ。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm]

幅	70	長さ	180	190	高さ	45~83
---	----	----	-----	-----	----	-------

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚: 4cm ●重量: 約70kg 
- 医療機器届出番号 27B3X00231000028 (一般医療機器/保守点検無し)
- ※S型ベッドガード2本付き・点滴棒1本付き。※専用足置き台は360°回転式高さ調節機能付きです。
- ※専用足置き台は取り外し可能です。付属のフタクッションを装着すればフラットな状態でもご使用できます。
- ※通常フットスイッチ (メモリー機能無し) 製品は以下をお選びください。
- TB-1527-02 内視鏡用電動カイザー (メモリー無し) 定価 ¥580,000(税別)
- 医療機器届出番号 27B3X00231000029 (一般医療機器/保守点検無し)



MSDトリート

TB-1343

¥310,000(税別)

- ワイヤレス式フットスイッチで安心・安全でスッキリした足元を実現。
- 縫い目が一切無く水洗いが可能で清潔に使えるディップフェイスを採用。
- 移動に便利なレベルキャスター付き。スタイリッシュなシルバー塗装。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm]

幅	60	65	70
長さ	200		
高さ	45~81		

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

塗装色/シルバー粉体塗装

- クッション厚: 7cm ●重量: 約65kg 



DFオメガ電動

TB-1330

¥245,000(税別)

- うつ伏せ時の快適さを追求したディップフェイス(TB-1323)付き。
- シート(天板)の四隅コーナーをやさしく演出するかどまる加工採用。
- フラットな無孔ベッドとしても利用が可能な埋込式無孔マット付き。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm]

幅	60	65	70
長さ	180		
高さ	45~81		

ベッド本体埋込式マット/オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

ディップフェイス/アイボリー(艶消し)限定

- クッション厚: 5cm (本体) ●重量: 約50kg 



電動ボディベッド

TB-1344

¥160,000(税別)

有孔電動ボディベッド

TB-1344U

¥160,000(税別)

- 昇降シリーズ史上初の脚部現地組立式を採用し梱包をコンパクト化。
- 柔らかめのウレタンとかどまる加工シートで心地よい院内環境を演出。
- 脚部フレームを内側に加工して頭部側・足側からの施術効率をアップ。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70
長さ	180	190	
高さ	45~81		

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:6cm ●重量:約50kg



電動ライトベッド

TB-564

¥180,000(税別)

有孔電動ライトベッド

TB-564U

¥180,000(税別)

- 開業を支援する実用性の高い旋回昇降式の廉価版電動ハイローベッド。
- 信頼性と静音性が高い廉価版専用モーターを採用。フットスイッチ式。
- 2色のレザーカラーを選択する三角縫製加工付きシート(天板)を採用。


▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70
長さ	180	190	
高さ	45~83		

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー2色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:約47kg

※シートは本体カラーと三角縫製カラーをご指定ください。



電動ウェルター

TB-1230

¥200,000(税別)

有孔電動ウェルター

TB-1230U

¥200,000(税別)

- 実用性の高い旋回昇降式を採用したコンパクト設計ミディアムモデル。
- 信頼性と静音性が高い廉価版専用モーターを採用。フットスイッチ式。
- 床面との隙間を微調整できる直径5cmの便利なアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70
長さ	180	190	
高さ	45~83		

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:約50kg



電動診察台α

TB-1345

¥220,000(税別)

有孔電動診察台α

TB-1345U

¥220,000(税別)

- 安心・安全でスッキリした足元を演出する無線フットスイッチを採用。
- ゆったりサイズで優しい寝心地のかどまるマクラ(小高)を標準装備。
- 梱包がコンパクトで間口が狭くても搬入しやすい脚部現地取付タイプ。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	60	65	70
長さ	180	190	
高さ	45~81		

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:約50kg

●医療機器届出番号:27B3X00231000031



電動診察台β

TB-1346

¥220,000(税別)

有孔電動診察台β

TB-1346U

¥220,000(税別)

- ワイヤレスで動作を邪魔せず使い勝手の良い無線手元スイッチを採用。
- ゆったりサイズで優しい寝心地のかどまるマクラ(小高)を標準装備。
- 梱包がコンパクトで間口が狭くても搬入しやすい脚部現地取付タイプ。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	60	65	70
長さ	180	190	
高さ	45~81		

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:4cm ●重量:約50kg
- 医療機器届出番号:27B3X00231000032



電動LSベッド

TB-1321

¥220,000(税別)

有孔電動LSベッド

TB-1321U

¥220,000(税別)

- シート(天板)の四隅コーナーをやさしく演出するかどまる加工を採用。
- 安定感を考慮したハの字・内脚構造を採用。フットスイッチ操作式。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmの便利なアジャスター付き。


▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	60	65	70
長さ	180	190	
高さ	45~81		

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:4cm ●重量:約46kg



電動LSベッド(無線FS仕様)

TB-1336

¥235,000(税別)

有孔電動LSベッド(無線FS仕様)

TB-1336U

¥235,000(税別)

- 実用性の高い弊社製品初ワイヤレス式フットスイッチを採用。電池式。
- シート(天板)の四隅コーナーをやさしく演出するかどまる加工を採用。
- 安定感を考慮したハの字型脚部構造を採用。直径6cmアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	60	65	70
長さ	180	190	
高さ	45~81		

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:4cm ●重量:約46kg



電動ハイローベッド

TB-912

¥242,500(税別)

有孔電動ハイローベッド

TB-912U

¥242,500(税別)

- 電動旋回昇降式で高さを調節できるフットスイッチ操作の定番モデル。
- 静音性&耐久性の高品質なハイパワー電動アクチュエーターを採用。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170	180	190		200			
高さ	40~78	45~83		50~88		55~93		

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:4cm ●重量:約50kg



有孔フタ付電動ハイロー

TB-154

¥245,500(税別)

- 瞬時に無孔へ切り替えることができるフタクッション(TB-720)付き。
- 電動旋回昇降式で高さを調節できるフットスイッチ操作の電動施術台。
- 静音性&耐久性の高品質なハイパワー電動アクチュエーターを採用。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	
高さ	40~78		45~83		50~88		55~93	

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 4cm (本体) ●重量: 約50kg



電動HSベッド

TB-806

¥250,000(税別)

有孔電動HSベッド

TB-806U

¥250,000(税別)

- ハイスピードな昇降速度を実現するリナック社製高速モーターを採用。
- 従来品に比べ上昇速度30%UP(約22秒) 下降速度50%UP(約16秒)。
- 緩やかな円弧を描きながら昇降する電動昇降台。フットスイッチ操作。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	
高さ	40~78		45~83		50~88		55~93	

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 4cm ●重量: 約50kg



※ハイスピードモーター採用



電動ARベッド

TB-1484

¥250,000(税別)

有孔電動ARベッド

TB-1484U

¥250,000(税別)

- 患者様の容易な乗降を実現するオートリターン(下降時のみ)機能付き。
- 電動旋回昇降式で高さを調節できるフットスイッチ操作の定番モデル。
- 静音性&耐久性の高品質なハイパワー電動アクチュエーターを採用。


▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	
高さ	40~78		45~83		50~88		55~93	

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 4cm ●重量: 約50kg



電動EXベッド

TB-763

¥260,000(税別)

有孔電動EXベッド

TB-763U

¥260,000(税別)

- 2つの高さを記憶できるポジションメモリー機能付きフットスイッチ。
- 電動旋回昇降式で高さを調節できるフットスイッチ操作の電動施術台。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	
高さ	40~78		45~83		50~88		55~93	

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 4cm ●重量: 約50kg



※ハイスピードモーター採用



電動WFベッド

TB-824

¥270,000(税別)

有孔電動WFベッド

TB-824U

¥270,000(税別)

- 効率性を高めたダブルフットスイッチ。最大4個まで装着可能(有料)。
- 電動旋回昇降式で高さを調節できるフットスイッチ操作の電動施術台。
- 静音性&耐久性の高品質なハイパワー電動アクチュエーターを採用。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	
高さ	40~78		45~83		50~88		55~93	

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm(本体) ●重量:約50kg



充電式電動ハイロー

TB-1454

¥240,000(税別)

有孔充電式電動ハイロー

TB-1454U

¥240,000(税別)

- 静音性&耐久性の高品質なバッテリー式電動アクチュエーターを採用。
- AC100Vフル充電(6時間)で約50回の昇降が可能。フットスイッチ操作。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	50	55	60	65	70
長さ	180		190		
高さ	45~83				

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:約50kg

※画像は有孔タイプです。



充電式電動キャスタ

TB-1455

¥280,000(税別)

有孔充電式電動キャスタ

TB-1455U

¥280,000(税別)


- 静音性&耐久性の高品質なバッテリー式電動アクチュエーターを採用。
- 車輪と旋回が同時ロック可能な直径7.5cmダブルロック式キャスター。
- 移動時にフットスイッチとコードを収納できる専用ホルダー標準装備。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	50	55	60	65	70
長さ	180		190		
高さ	45~83				

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:約51kg



電動ハイローキャリア

TB-751

¥262,500(税別)

有孔電動ハイローキャリア

TB-751U

¥262,500(税別)

- 女性でも簡単に調節できる移動に便利な直径5cmレベルキャスター。
- 電動旋回昇降式で高さを調節できるフットスイッチ操作の電動施術台。
- 静音性&耐久性の高品質なハイパワー電動アクチュエーターを採用。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	
高さ	40~78		45~83		50~88		55~93	

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:約51kg

※人に乗せた状態でのレベルキャスターの使用はお避けください。



電動ステップキャリー

TB-997

¥290,000(税別)

有孔電動ステップキャリー

TB-997U

¥290,000(税別)

- 頻繁な移動を行う場合に便利なステップレバー式操作のキャスター。
- 電動旋回昇降式で高さを調節できるフットスイッチ操作の電動施術台。
- 静音性&耐久性の高品質なハイパワー電動アクチュエーターを採用。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	65	70	75	80	85
長さ	170	180	190	190	200
高さ	45~83		50~88		55~93

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 4cm ●重量: 約52kg



LG型電動ハイロー

TB-1285

¥300,000(税別)

有孔LG型電動ハイロー

TB-1285U

¥300,000(税別)

- 激しい施術でも安心感を与える転落防止ワイドレザーガード1本付き。
- 電動旋回昇降式で高さを調節できるフットスイッチ操作の電動施術台。
- 静音性&耐久性の高品質なハイパワー電動アクチュエーターを採用。


▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70	75
長さ	170	180	190	200
高さ	45~83	50~88	55~93	60~98

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 4cm ●重量: 約65kg



電動アイホットハイロー

TB-691

¥262,500(税別)

有孔電動アイホットハイロー

TB-691U

¥262,500(税別)

- ほんのりとした暖かさを実現する温熱シート内蔵の旋回昇降式ベッド。
- 電動旋回昇降式で高さを調節できるフットスイッチ操作の電動施術台。
- 静音性&耐久性の高品質なハイパワー電動アクチュエーターを採用。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70	75
長さ	180		190	200
高さ	40~78	45~83	50~88	55~93

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 4cm ●重量: 約51kg



※季節や環境により、ベッドが最適温度になるまで30~60分必要です。



バルーン

TB-361

¥280,000(税別)

- 体圧分散性と衝撃吸収性に優れている低反発ウレタンフォームを採用。
- 瞬時に無孔へ切り替えることができる同色専用フタクッション付き。
- 電動旋回昇降式で高さを調節できるフットスイッチ操作の電動施術台。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	
高さ	40~78	45~83		50~88		55~93		

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 6cm(本体) ●重量: 約54kg



※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。



低反発電動ハイロー
TB-149 ￥300,000(税別)

有孔低反発電動ハイロー
TB-149U ￥300,000(税別)

- 体圧分散性と衝撃吸収性に優れている低反発ウレタンフォームを採用。
- 電動旋回昇降式で高さを調節できるフットスイッチ操作の電動施術台。
- 静音性&耐久性の高品質なハイパワー電動アクチュエーターを採用。


▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	
高さ	40~78		45~83		50~88		55~93	

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 6cm ●重量: 約53kg **かどまる**

※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。



電動アスリート
TB-666 ￥340,000(税別)

- 上質な高反発・高密度ウレタンフォームが快適さと最適な硬質を実現。
- シリーズ最強の剛性を実現する強化型設計。専用フタクッション付き。
- 電動旋回昇降式で高さを調節できるフットスイッチ操作の電動施術台。


▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70	75				
長さ	170		180		190		200	
高さ	45~80		50~85		55~90			

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 6cm (本体) ●重量: 約68kg **かどまる**

※モーター稼働最大耐荷重: 200kg / 最大耐荷重以上の負荷をかけ、昇降させるとモーター故障の原因となります。ご注意ください。



電動タフベッド
TB-615 ￥320,000(税別)

有孔電動タフベッド
TB-615U ￥320,000(税別)

- シリーズ最強の剛性を実現する強化型設計。電動アクチュエーター。
- 電動旋回昇降式で高さを調節できるフットスイッチ操作の電動施術台。
- 静音性&耐久性の高品質なハイパワー電動アクチュエーターを採用。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70	75				
長さ	170		180		190		200	
高さ	45~80		50~85		55~90			

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 4cm ●重量: 約66kg **かどまる**

※画像は有孔タイプです。



電動フットワークベッド
TB-1098 ￥260,000(税別)

有孔電動フットワークベッド
TB-1098U ￥260,000(税別)

- 優しさを演出するかどまる加工とかどまるマクラ(小高)を標準装備。
- 電動旋回昇降式で高さを調節できるフットスイッチ操作の電動施術台。
- 静音性&耐久性の高品質なハイパワー電動アクチュエーターを採用。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	
高さ	40~78		45~83		50~88		55~93	

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 4cm (本体) ●重量: 約50kg **かどまる**



電動ワイドベッド

TB-1022 ¥350,000(税別)

有孔電動ワイドベッド

TB-1022U ¥350,000(税別)


- ワイドサイズに適した専用強化型設計が信頼性の高い安定感を実現。
- 電動旋回昇降式で高さを調節できるフットスイッチ操作の電動施術台。
- 静音性&耐久性の高品質なハイパワー電動アクチュエーターを採用。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	80	85	90
長さ	180	190	200
高さ	45~80		

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:約76kg



電動ハイストローク

TB-1060 ¥280,000(税別)

有孔電動ハイストローク

TB-1060U ¥280,000(税別)


- 50cmのロング昇降ストロークを可能にした先生方にやさしい設計。
- 電動旋回昇降式で高さを調節できるフットスイッチ操作の電動施術台。
- 静音性&耐久性の高品質なハイパワー電動アクチュエーターを採用。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	60	65	70
長さ	180	190	
高さ	40~90	45~95	

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:約55kg



低床電動ハイロー

TB-1151 ¥250,000(税別)

有孔低床電動ハイロー

TB-1151U ¥250,000(税別)

- ローポジションからのアプローチを主体とする施術に最適な昇降台。
- 電動旋回昇降式で高さを調節できるフットスイッチ操作の定番モデル。
- 静音性&耐久性の高品質なハイパワー電動アクチュエーターを採用。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75
長さ	170	180	190	200		
高さ	30~68				35~73	

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:約59kg



電動セラピハイロー

TB-704 ¥270,000(税別)

有孔電動セラピハイロー

TB-704U ¥270,000(税別)

- 脱着可能なマジックテープ式セラピカーテンでやさしい雰囲気を演出。
- 電動旋回昇降式で高さを調節できるフットスイッチ操作の電動施術台。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70	75
長さ	170	180	190	
高さ	45~83	50~88	55~93	

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:約51kg



カーテンカラー	クリーム T-19181	ベージュ T-19182	ピンク T-19183	グリーン T-19184	ブルー T-19185
---------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------

※画像は有孔タイプです。



オメガ式電動ハイローベッド TB-947

¥290,000(税別)

- 埋込式ケアフェイスマット(TB-77C-28)&埋込式無孔マット付き。
- 電動旋回昇降式で高さを調節できるフットスイッチ操作の電動施術台。
- 静音性&耐久性の高品質なハイパワー電動アクチュエーターを採用。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	
高さ	40~78		45~83		50~88		55~93	

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:5cm(本体) ●重量:約53kg

※オメガ式DXベッド用綿製カバー(P373参照)



ティアモ TB-272

¥320,000(税別)

- 体圧分散性と衝撃吸収性に優れている低反発ウレタンフォームを採用。
- 埋込式ケアフェイスマット(低反発仕様)&埋込式無孔マット付き。
- 電動旋回昇降式で高さを調節できるフットスイッチ操作の電動施術台。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70	75
長さ	170	180	190	200
高さ	40~78	45~83	50~88	55~93

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:6cm(本体) ●重量:約55kg

※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。

※オメガ式DXベッド用綿製カバー(P373参照)



イオ

TB-460

¥290,000(税別)

- 脚部フレームを内側に加工して施術効率を優先したコンパクト設計。
- 埋込式ケアフェイスマット(TB-77C-28)&埋込式無孔マット付き。
- 電動旋回昇降式で高さを調節できるフットスイッチ操作の電動施術台。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	
高さ	40~78		45~83		50~88		55~93	

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:5cm(本体) ●重量:約53kg

※オメガ式DXベッド用綿製カバー(P373参照)



電動フェスタ

TB-232

¥285,000(税別)

有孔電動フェスタ

TB-232U

¥285,000(税別)

- うつ伏せ時に快適な取り外し可能な差込式フェイスマット1個付き。
- 電動旋回昇降式で高さを調節できるフットスイッチ操作の電動施術台。
- 静音性&耐久性の高品質なハイパワー電動アクチュエーターを採用。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	160	170	180	190				
高さ	40~78	45~83	50~88	55~93				

※上記の長さに差込式フェイスマットの長さ(約30cm)は含まれておりません。

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm(本体) ●重量:約48kg

※画像は有孔タイプです。



電動マルチロード

TB-1243

¥270,000(税別)

有孔電動マルチロード

TB-1243U

¥270,000(税別)


- 患者様の身長に応じて30cmの伸縮可能なフットレスト機能付き。
- 電動旋回昇降式で高さを調節できるフットスイッチ操作の電動施術台。
- 静音性&耐久性の高品質なハイパワー電動アクチュエーターを採用。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	160~190	170~200	180~210	190~220				
高さ	40~78	45~83	50~88	55~93				

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:9cm(本体) ●重量:約50kg    



583型電動ハイローベッド

TB-583

¥270,000(税別)

有孔583型電動ハイローベッド

TB-583U

¥270,000(税別)

- 移動式トリプルコンセント&1段用脱衣カゴを標準装備した複合型。
- 電動旋回昇降式で高さを調節できるフットスイッチ操作の電動施術台。
- 静音性&耐久性の高品質なハイパワー電動アクチュエーターを採用。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	180	190	200	210				
高さ	45~83	50~88	55~93	60~98				

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:約55kg   

※画像は有孔タイプです。



キャスター付電動ハイローベッド

TB-582

¥290,000(税別)

有孔キャスター付電動ハイローベッド

TB-582U

¥290,000(税別)

- 車輪と旋回が同時ロック可能な直径7.5cmダブルロック式キャスター。
- 電動旋回昇降式で高さを調節できる手元スイッチ操作の電動施術台。
- 静音性&耐久性の高品質なハイパワー電動アクチュエーターを採用。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170	180	190	200			
高さ	40~78	45~83	50~88	55~93			

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:約52kg   



電動キャスタ150

TB-1420

¥270,000(税別)

有孔電動キャスタ150

TB-1420U

¥270,000(税別)


- 移動時の安定性を重視した直径15cmのダブルロック式キャスター仕様。
- 安心・安全でスッキリした足元を演出する無線フットスイッチを採用。
- ゆったりサイズで優しい寝心地のかどまるマクラ(小高)を標準装備。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	60	65	70
長さ	180	190	
高さ	45~81		

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:約50kg    



小児用電動ハイロー
TB-715 ¥240,000(税別)

有孔小児用電動ハイロー
TB-715U ¥240,000(税別)

- 子供の身長に合わせた小児用専用サイズ。F型ベッドガード1本付き。
- 電動旋回昇降式で高さを調節できるフットスイッチ操作の電動施術台。
- 静音性&耐久性の高品質なハイパワー電動アクチュエーターを採用。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	50	55	60	65
長さ	130	140	150	
高さ	45~83			

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:約36kg  



電動スマイル
TB-112 ¥260,000(税別)

有孔電動スマイル
TB-112U ¥260,000(税別)

- 片側(頭部)のシート形状が丸く円形状になりアプローチ範囲を拡大。
- 電動旋回昇降式で高さを調節できるフットスイッチ操作の電動施術台。
- 静音性&耐久性の高品質なハイパワー電動アクチュエーターを採用。


▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	55	60	65	70	75	80	85	90
長さ	170	180	190	200				
高さ	40~78	45~83	50~88	55~93				

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:6cm ●重量:約50kg  

※画像は有孔タイプです。



電動フィールド
TB-195 ¥270,000(税別)

有孔電動フィールド
TB-195U ¥270,000(税別)

- 両側のシート形状が丸く円形状になりアプローチ範囲を大きく拡大。
- 電動旋回昇降式で高さを調節できるフットスイッチ操作の電動施術台。
- 静音性&耐久性の高品質なハイパワー電動アクチュエーターを採用。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	55	60	65	70	75	80	85	90
長さ	170	180	190	200				
高さ	40~78	45~83	50~88	55~93				

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:6cm ●重量:約48kg  

※画像は有孔タイプです。



コンパクト電動
TB-604 ¥260,000(税別)

有孔コンパクト電動
TB-604U ¥260,000(税別)

- 脚部フレームを内側に加工して施術効率を優先したコンパクト設計。
- 電動旋回昇降式で高さを調節できるフットスイッチ操作の電動施術台。
- 静音性&耐久性の高品質なハイパワー電動アクチュエーターを採用。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170	180	190	200				
高さ	40~78	45~83	50~88	55~93				

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:約50kg  

※画像は有孔タイプです。



サラ
TB-373 ¥305,000(税別)

有孔サラ
TB-373U ¥305,000(税別)

- 体圧分散性と衝撃吸収性に優れている低反発ウレタンフォームを採用。
- 脚部フレームを内側に加工して施術効率を優先したコンパクト設計。
- 電動旋回昇降式で高さを調節できるフットスイッチ操作の電動施術台。


▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170	180	190	200				
高さ	40~78	45~83	50~88	55~93				

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 6cm ●重量: 約50kg

※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。



電動フェリー
TB-220 ¥280,000(税別)

有孔電動フェリー
TB-220U ¥280,000(税別)


- 専門的なマッサージのプロも愛用する頭部側スロープシートを採用。
- 脚部フレームを内側に加工して施術効率を優先したコンパクト設計。
- 電動旋回昇降式で高さを調節できるフットスイッチ操作の電動施術台。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	32/60	32/65	32/70	32/75
長さ	170	180	190	200
高さ	40~78	45~83	50~88	55~93

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 4cm ●重量: 約46kg



電動ナース
TB-1191 ¥300,000(税別)

有孔電動ナース
TB-1191U ¥300,000(税別)


- ベッドからの転落を防止するF型ベッドガード(TB-27-01)1本付き。
- 高さ調節(100~160cm)できるクロムメッキの点滴棒(TB-29)1本付き。
- 電動旋回昇降式で高さを調節できるフットスイッチ操作の電動施術台。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70	75
長さ	170	180	190	200
高さ	45~83	50~88	55~93	60~98

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 4cm ●重量: 約55kg



クラリス
TB-454 ¥290,000(税別)

有孔クラリス
TB-454U ¥290,000(税別)

- ベッドからの転落を防止するF型ベッドガード(TB-27-01)1本付き。
- 電動旋回昇降式で高さを調節できるフットスイッチ操作の電動施術台。
- 静音性及び耐久性の高品質なハイパワー電動アクチュエーターを採用。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70	75
長さ	170	180	190	200
高さ	45~83	50~88	55~93	60~98

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 4cm ●重量: 約54kg



電動ハウス

TB-1146

¥320,000(税別)

有孔電動ハウス

TB-1146U

¥320,000(税別)

- ガードを片側3カ所に装着できる機能を両側に備えた安全機能付き。
- ベッドからの転落を防止するF型ベッドガード(TB-27-01)2本付き。
- 電動旋回昇降式で高さを調節できるフットスイッチ操作の電動施術台。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70	75
長さ	180	190	190	200
高さ	45~83	50~88	55~93	

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 4cm ●重量: 約58kg



ポプラ

TB-218

¥320,000(税別)

有孔ポプラ

TB-218U

¥320,000(税別)

- 車輪と旋回が同時ロック可能な直径7.5cmダブルロック式キャスター。
- ベッドからの転落を防止するF型ベッドガード(TB-27-01)1本付き。
- かどまるマクラ(小高)1個付き。フットスイッチ操作の電動施術台。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70	75
長さ	170	180	190	200
高さ	40~78	45~83	50~88	55~93

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 4cm(本体) ●重量: 約60kg



プリマ

TB-408

¥325,000(税別)

有孔プリマ

TB-408U

¥325,000(税別)

- 車輪と旋回が同時ロック可能な直径7.5cmダブルロック式キャスター。
- 電動旋回昇降式で高さを調節できる手元スイッチ操作の電動施術台。
- ベッドからの転落を防止するF型ベッドガード(TB-27-01)1本付き。


▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70	75
長さ	170	180	190	200
高さ	40~78	45~83	50~88	55~93

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 4cm ●重量: 約57kg



S型電動フットワークベッド

TB-1100

¥300,000(税別)

有孔S型電動フットワークベッド

TB-1100U

¥300,000(税別)

- ストッパー式で上下に移動するS型ベッドガード(TB-30)1本付き。
- かどまるマクラ(小高)1個付き。フットスイッチ操作の電動施術台。
- 静音性及び耐久性の高品質なハイパワー電動アクチュエーターを採用。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70	75
長さ	170	180	190	200
高さ	45~83	50~88	55~93	60~98

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 4cm(本体) ●重量: 約53kg





セントラル

TB-1245

¥280,000(税別)

有孔セントラル

TB-1245U

¥280,000(税別)

- シート(天板)の四隅コーナーをやさしく演出するかどまる加工を採用。
- 電動旋回昇降式で高さを調節できるフットスイッチ操作の電動施術台。
- 静音性及び耐久性の高品質なハイパワー電動アクチュエーターを採用。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170	180	190	200				
高さ	40~78	45~83	50~88	55~93				

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 6cm ●重量: 約50kg



電動アクチハイローベッド

TB-948

¥320,000(税別)

- 特殊なテクニックの為にセパレート式シートを採用した電動施術台。
- 静音性及び耐久性の高品質なハイパワー電動アクチュエーターを採用。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170	180	190	200				
高さ	40~78	45~83	50~88	55~93				

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 10cm(本体)・10/13cm(後部) ●重量: 約55kg



電動アクチ-2

TB-155

¥320,000(税別)


- 特殊なテクニックの為にセパレート式シートを採用した電動施術台。
- 静音性及び耐久性の高品質なハイパワー電動アクチュエーターを採用。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170	180	190	200				
高さ	40~78	45~83	50~88	55~93				

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 10cm(本体)・10/12cm(後部) ●重量: 約55kg



電動マックス

TB-614

¥300,000(税別)

有孔電動マックス

TB-614U

¥300,000(税別)

- 両側への装着(合計4カ所)が可能な専用肘台1個付き。収納機能付き。
- 電動旋回昇降式で高さを調節できるフットスイッチ操作の電動施術台。
- 静音性及び耐久性の高品質なハイパワー電動アクチュエーターを採用。


▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70	75
長さ	170	180	190	200
高さ	40~78	45~83	50~88	55~93

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 4cm ●重量: 約60kg

※肘台サイズ: 幅31cm×奥行31cm



上肢台付電動フットワークベッド

TB-1101 ￥300,000(税別)

有孔上肢台付電動フットワークベッド

TB-1101U ￥300,000(税別)

- 両側への装着が可能な専用上肢台1個付き。サイズ:幅30×奥行35cm。
- 電動旋回昇降式で高さを調節できるフットスイッチ操作の電動施術台。
- 静音性&耐久性の高品質なハイパワー電動アクチュエーターを採用。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70	75
長さ	170	180	190	200
高さ	40~78	45~83	50~88	55~93

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm(本体) ●重量:約55kg  

電動カイザー

TB-443 ￥390,000(税別)

有孔電動カイザー

TB-443U ￥390,000(税別)

- 直径12.5cm3WAYキャスター。方向規制・フリー・トータルロック機能。
- 足踏みロック機能付き。移動時に便利なフットスイッチ専用棚付き。
- 静音性&耐久性の高品質なハイパワー電動アクチュエーターを採用。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70	75
長さ	170	180	190	200
高さ	45~83	50~88	55~93	60~98

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:約60kg 

電動Gカイザー

TB-1125 ￥440,000(税別)

有孔電動Gカイザー

TB-1125U ￥440,000(税別)

- 回転機能付きストッパー式スイングガード(クロムメッキ)2本付き。
- 直径12.5cm3WAYキャスター。方向規制・フリー・トータルロック機能。
- 静音性&耐久性の高品質なハイパワー電動アクチュエーターを採用。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70	75
長さ	170	180	190	200
高さ	45~83	50~88	55~93	60~98

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:約66kg 

電動4Sカイザー

TB-1130 ￥460,000(税別)

有孔電動4Sカイザー

TB-1130U ￥460,000(税別)

- 回転機能付きストッパー式スイングガード(クロムメッキ)4本付き。
- 直径12.5cm3WAYキャスター。方向規制・フリー・トータルロック機能。
- 足踏みロック機能付き。移動時に便利なフットスイッチ専用棚付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70	75
長さ	180	190	200	
高さ	45~83	50~88	55~93	

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:約72kg 



電動PTカイザー

TB-1061

¥400,000(税別)

- 車イスからの起立訓練や歩行練習に使用できるコンパクト設計。
- 旋回と回転を4輪同時固定する直径10cmトータルロックキャスター。
- リハビリ室での運動療法や物理療法に活躍する電動昇降式テーブル。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm]

幅	60	65	70
長さ	100	110	120
高さ	45~83		

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 4cm ●重量: 約42kg



電動リクライ

TB-479

¥280,000(税別)

有孔電動リクライ

TB-479U

¥280,000(税別)

- 簡単レバー操作のガスシリンダー式角度調節機能付き。背部0~80°。
- 電動旋回昇降式で高さを調節できるフットスイッチ操作の電動施術台。
- 静音性&耐久性の高品質なハイパワー電動アクチュエーターを採用。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	180		190		200		210	
高さ	45~83		50~88		55~93		60~98	

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 7cm(本体)・6cm(背面) ●重量: 約62kg



かどまる

※角度調節レバーの取付位置は左右を選べます。ご指定のない場合は仰向時左側が標準です。



2M電動リモス

TB-1516

¥240,000(税別)

有孔2M電動リモス

TB-1516U

¥240,000(税別)

- 中国製リモスモーター採用のコストパフォーマンスに優れた電動昇降台。
- 電動式背あげ角度調節機能付き。0~80°。簡単なフットスイッチ操作。
- 床面との隙間を微調整できる直径3.8cmの便利なアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm]

幅	60	65	70
長さ	180		190
高さ	45~81		


オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 5cm(本体)・4cm(背部) ●重量: 約58kg



かどまる



2M電動ベッド

TB-949

¥305,000(税別)

有孔2M電動ベッド

TB-949U

¥305,000(税別)

- 電動式背あげ角度調節機能付き。0~80°。簡単なフットスイッチ操作。
- 電動旋回昇降式で高さを調節できるフットスイッチ操作の電動施術台。
- 静音性&耐久性の高品質なハイパワー電動アクチュエーターを採用。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	180		190		200		210	
高さ	45~83		50~88		55~93		60~98	

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 7cm(本体)・6cm(背面) ●重量: 約55kg



かどまる



有孔フタ付2M電動

TB-186

¥310,000(税別)

- 瞬時に無孔へ切り替えることができる同色専用フタクッション付き。
- 電動式背あげ角度調節機能付き。0~80°。簡単なフットスイッチ操作。
- 電動旋回昇降式で高さを調節できるフットスイッチ操作の電動施術台。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70	75
長さ	180	190	200	210
高さ	45~83	50~88	55~93	60~98

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 7cm(本体)・6cm(背面) ●重量: 約67kg  

電動2MFカイザー

TB-864

¥520,000(税別)

有孔電動2MFカイザー

TB-864U

¥520,000(税別)

- 直径12.5cm3WAYキャスター。方向規制・フリー・トータルロック機能。
- 電動式背あげ角度調節機能付き。0~80°。F型ベッドガード1本付き。
- 電動旋回昇降式で高さを調節できるフットスイッチ操作の電動施術台。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70	75
長さ	180	190	200	210
高さ	50~88	55~93	60~98	

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 7cm(本体)・6cm(背面) ●重量: 約84kg  

スパーク

TB-261

¥330,000(税別)

- 頭部側から施術が容易に行える内脚構造。専用フタクッション付き。
- 電動式背あげ角度調節機能付き。0~80°。簡単なフットスイッチ操作。
- 電動旋回昇降式で高さを調節できるフットスイッチ操作の電動施術台。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70	75
長さ	190		200	
高さ	45~83	50~88	55~93	60~98

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 7cm(本体)・6cm(背面) ●重量: 約65kg  

ロメオ

TB-283

¥380,000(税別)

有孔ロメオ

TB-283U

¥380,000(税別)

- 体圧分散性と衝撃吸収性に優れている低反発ウレタンフォームを採用。
- 電動式背あげ角度調節機能付き。0~80°。簡単なフットスイッチ操作。
- 電動旋回昇降式で高さを調節できるフットスイッチ操作の電動施術台。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70	75
長さ	180	190	200	210
高さ	45~83	50~88	55~93	60~98

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 7cm(本体)・6cm(背面) ●重量: 約65kg  

※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。

※画像は有孔タイプです。



オメガ式2M電動ベッド

TB-966

¥340,000(税別)

- 埋込式ケアフェイスマット(TB-77C-28)&埋込式無孔マット付き。
- 電動式背あげ角度調節機能付き。0~80°。簡単なフットスイッチ操作。
- 電動旋回昇降式で高さを調節できるフットスイッチ操作の電動施術台。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70	75
長さ	180	190	200	210
高さ	45~83	50~88	55~93	60~98

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:7cm(本体)・6cm(背面) ●重量:約70kg



ベレス

TB-345

¥400,000(税別)

- 埋込式ケアフェイスマット(TB-77C-28)&埋込式無孔マット付き。
- 患者様の身長に応じて30cmの伸縮が可能なフットレスト機能付き。
- 電動式背あげ角度調節機能付き。0~80°。電動旋回昇降式施術台。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70	75
長さ	180~210		190~220	
高さ	45~83	50~88	55~93	60~98

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:7cm(本体)・6cm(背面) ●重量:約70kg



セレナ

TB-409

¥420,000(税別)

- 埋込式ケアフェイスマット(低反発仕様)&埋込式無孔マット付き。
- 体圧分散性と衝撃吸収性に優れている低反発ウレタンフォームを採用。
- 電動式背あげ角度調節機能付き。0~80°。電動旋回昇降式施術台。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70	75
長さ	180	190	200	210
高さ	45~83	50~88	55~93	60~98

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:7cm(本体)・6cm(背面) ●重量:約64kg

※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。



すみれ

TB-320

¥355,000(税別)

有孔すみれ

TB-320U

¥355,000(税別)

- 車輪と旋回が同時ロック可能な直径7.5cmダブルロック式キャスター。
- 電動式背あげ角度調節機能付き。0~80°。簡単なフットスイッチ操作。
- 電動旋回昇降式で高さを調節できるフットスイッチ操作の電動施術台。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70	75
長さ	180	190	200	210
高さ	45~83	50~88	55~93	60~98

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:7cm(本体)・6cm(背面) ●重量:約68kg

※画像は有孔タイプです。



※画像は有孔タイプです。

レガロ

TB-189

¥370,000(税別)

有孔レガロ

TB-189U

¥370,000(税別)

- ベッドからの転落を防止するF型ベッドガード(TB-27-01)1本付き。
- 電動式背あげ角度調節機能付き。0~80°。簡単なフットスイッチ操作。
- 電動旋回昇降式で高さを調節できるフットスイッチ操作の電動施術台。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70	75
長さ	180	190	200	210
高さ	45~83	50~88	55~93	60~98

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:7cm(本体)・6cm(背面) ●重量:約68kg  

※画像は有孔タイプです。

F型キャスター付2M電動ベッド

TB-1012

¥400,000(税別)

有孔F型キャスター付2M電動ベッド

TB-1012U

¥400,000(税別)

- ベッドからの転落を防止するF型ベッドガード(TB-27-01)1本付き。
- 車輪と旋回が同時ロック可能な直径7.5cmダブルロック式キャスター。
- 電動式背あげ角度調節機能付き。0~80°。電動旋回昇降式施術台。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70	75
長さ	180	190	200	210
高さ	45~83	50~88	55~93	60~98

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:7cm(本体)・6cm(背面) ●重量:約69kg  **3M電動アシスト-2**

TB-1255

¥600,000(税別)

- 高さ・背あげ・脚あげを電動3モーター制御にて簡単に操作が可能。
- 電動旋回昇降式で高さを調節できる手元スイッチ操作の電動施術台。
- 背あげ0~80°。脚あげ0~25°。同色専用フタクッション付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70	75
長さ	190		200	
高さ	45~83		50~88	
			55~93	

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:7cm ●重量:約80kg  **2Mあかり電動**

TB-1201

¥380,000(税別)

- 電動式背あげ角度調節機能付き。0~80°。簡単なフットスイッチ操作。
- レバー操作のガススプリング式ヘッド角度調節機能付き。15~45°。
- 電動昇降式で高さを調節できるハイパワー電動アクチュエーターを採用。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70	75
長さ	190		200	
高さ	45~83		50~88	

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:7cm ●重量:約62kg  



スーパーあかり303 SA-108

¥450,000(税別)

- レバー操作のガススプリング式ヘッド角度調節機能付き。15°～45°。
- 埋込式ケアフェイスマット(TB-77C-28) & 専用有孔加工マット付き。
- 電動旋回昇降式で高さを調節できる便利なダブルフットスイッチ操作。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70	75
長さ	190	200	210	220
高さ	45～83	50～88	55～93	60～98

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 7cm (本体) ●重量: 約62kg  

あかり-GSリモス TB-1520

¥220,000(税別)

- 中国製リモスモーター採用のコストパフォーマンスに優れた電動昇降台。
- レバー操作のガススプリング式ヘッド角度調節機能付き。15°～45°。
- 床面との隙間を微調整できる直径3.8cmの便利なアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm]

幅	60	65	70
長さ	190	200	200
高さ	45～81		

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 5cm ●重量: 約57kg  

あかり-DX TB-200

¥360,000(税別)

- 電動式ヘッド角度調節機能付き。15°～45°。フットスイッチ操作。
- 電動旋回昇降式で高さを調節できるフットスイッチ操作の電動施術台。
- 静音性及び耐久性の高品質なハイパワー電動アクチュエーターを採用。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	190	200	210	220				
高さ	45～83	50～88	55～93	60～98				

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 7cm ●重量: 約55kg  

あかり-GS TB-594

¥290,000(税別)

- レバー操作のガススプリング式ヘッド角度調節機能付き。15°～45°。
- 電動旋回昇降式で高さを調節できるフットスイッチ操作の電動施術台。
- 静音性及び耐久性の高品質なハイパワー電動アクチュエーターを採用。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	190	200	210	220				
高さ	45～83	50～88	55～93	60～98				

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 7cm ●重量: 約52kg  



あかり-GSキャリア
TB-848

¥340,000(税別)

- 頻繁な移動を行う場合に便利なステップレバー式操作のキャスター。
- レバー操作のガススプリング式ヘッド角度調節機能付き。15°～45°。
- 電動旋回昇降式で高さを調節できるフットスイッチ操作の電動施術台。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	65	70	75	80	85
長さ	190	200	210	220	
高さ	45～83	50～88	55～93	60～98	

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:7cm(本体) ●重量:約52kg  



あかり-AL
TB-100

¥290,000(税別)


- 簡単な操作で安全性の高いAL式ヘッド角度調節機能付き。20°～40°。
- 電動旋回昇降式で高さを調節できるフットスイッチ操作の電動施術台。
- 静音性&耐久性の高品質なハイパワー電動アクチュエーターを採用。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	190	200	210	220				
高さ	40～78	45～83	50～88	55～93				

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:7cm ●重量:約52kg  



さくら-DX
TB-307

¥365,000(税別)

- 電動式ヘッド角度調節機能付き。15°～45°。フットスイッチ操作。
- 電動旋回昇降式で高さを調節できる施術台。専用フタクッション付き。
- 静音性&耐久性の高品質なハイパワー電動アクチュエーターを採用。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	190	200	210	220				
高さ	45～83	50～88	55～93	60～98				

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:7cm(本体) ●重量:約60kg  



せらり-GS
TB-237

¥310,000(税別)

- レバー操作のガススプリング式ヘッド角度調節機能付き。15°～45°。
- 車輪と旋回が同時ロック可能な直径7.5cmダブルロック式キャスター。
- 電動旋回昇降式で高さを調節できるフットスイッチ操作の電動施術台。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	190	200	210	220				
高さ	45～83	50～88	55～93	60～98				

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:7cm ●重量:約60kg  



やまと-GS

TB-299

¥400,000(税別)

- レバー操作のガススプリング式ヘッド角度調節機能付き。15°～45°。
- ワイドサイズが標準の電動旋回昇降式で高さを調節できる電動施術台。
- 静音性&耐久性の高品質なハイパワー電動アクチュエーターを採用。


▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	75	80	85	90
長さ	190	200	210	220
高さ	45～83	50～88	55～93	60～98

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 7cm ●重量: 約68kg



あかりフレクション

TB-892

¥330,000(税別)

- ガスシリンダー式の高さ調節機能付き大型ヘッド。上下10°～10cm。
- 電動旋回昇降式で高さを調節できるフットスイッチ操作の電動施術台。
- 静音性&耐久性の高品質なハイパワー電動アクチュエーターを採用。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	190		200		210		220	
高さ	45～83		50～88		55～93		60～98	

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 7cm ●重量: 約58kg



電動ライトクレードル

TB-1069

¥230,000(税別)

- 開業を支援する実用性の高い旋回昇降式の廉価版電動ハイローベッド。
- 最適な施術ポジションを提供する無段階角度調節機能付きフェイス。
- 信頼性と静音性が高い廉価版専用モーターを採用。フットスイッチ式。


▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70
長さ		180			190
高さ			45～83		

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 6cm ●重量: 約45kg



Pro-styleシェープI

TB-580-01

¥400,000(税別)

- レバー操作のガススプリング式ヘッド角度調節機能付き。15°～45°。
- 足置きクッションとして脱着可能な30cm伸縮機能付きフットレスト。
- 高さを3cm間隔8段階調節可能な手置き台。電動旋回昇降式施術台。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm]

幅	60	70
長さ	190～210	
高さ	45～83	

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 7cm(本体) ●重量: 約66kg





Pro-style シェープII
TB-580-02

¥400,000(税別)

- レバー操作のガスシリンダー式ヘッド角度調節機能付き。15°～45°。
- 固定クッションとして脱着可能な30cm伸縮機能付きフットレスト。
- 高さを3cm間隔8段階調節可能な手置き台。電動旋回昇降式施術台。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm]

幅	60	70
長さ	190～210	
高さ	45～83	

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 7cm(本体) ●重量: 約64kg



アクティ
TB-1507

¥320,000(税別)

- うつ伏せでの施術に最適な専用手置き台付き電動旋回昇降式施術台。
- 縦型調節式ヘッド。ガスシリンダー式角度調節機能付き。15°～40°。
- 長さ40cmの前開き有孔加工付き。フットスイッチ操作の電動施術台。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	180	190	200	210				
高さ	40～78	45～83	50～88	55～93				

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 9cm(本体) ●重量: 約50kg

※ロールペーパー取付金具標準装備。(ロールペーパー1本付属)

※ヘッドの幅は微調節できます。



カルティ
TB-174

¥340,000(税別)

- うつ伏せでの施術に最適な専用手置き台付き電動旋回昇降式施術台。
- 縦型調節式ヘッド。ガスシリンダー式角度調節機能付き。15°～40°。
- 患者様の身長に応じて30cmの伸縮が可能なフットレスト機能付き。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	160～190	170～200	180～210	190～220				
高さ	40～78	45～83	50～88	55～93				

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 9cm(本体) ●重量: 約56kg

※ロールペーパー取付金具標準装備。(ロールペーパー1本付属)

※ヘッドの幅は微調節できます。



パイオニア-2型
TB-842

¥320,000(税別)

- うつ伏せでの施術に最適な大型手置き台付き電動旋回昇降式施術台。
- フェイス型ヘッド。ガスシリンダー式角度調節機能付き。15°～15°。
- 静音性&耐久性の高品質なハイパワー電動アクチュエーターを採用。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	180	190	200	210				
高さ	40～78	45～83	50～88	55～93				

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 9cm(本体) ●重量: 約50kg



ゼウス
TB-306

¥350,000(税別)

- うつ伏せでの施術に最適な専用手置き台付き電動旋回昇降施術台。
- フェイス型ヘッド。ガスシリンダー式角度調節機能付き。15°~40°。
- 患者様の身長に応じて30cmの伸縮可能なフットレスト機能付き。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	160~190	170~200	180~210	190~220				
高さ	40~78	45~83	50~88	55~93				

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 9cm(本体) ●重量: 約53kg



ゼウスHS
TB-989

¥350,000(税別)

- ハイスピードな昇降速度を実現するリナック社製高速モーターを採用。
- フェイス型ヘッド。ガスシリンダー式角度調節機能付き。15°~40°。
- 患者様の身長に応じて30cmの伸縮可能なフットレスト機能付き。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	160~190	170~200	180~210	190~220				
高さ	40~78	45~83	50~88	55~93				

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 9cm(本体) ●重量: 約53kg



ビーグル
TB-643

¥400,000(税別)

- うつ伏せでの施術に最適な専用手置き台付き電動旋回昇降施術台。
- 縦型調節式ヘッド。ガスシリンダー式角度調節機能付き。15°~40°。
- 伸縮可能なフットレスト機能付き。高級感のあるチョコレート塗装。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	75	80	85	90
長さ	170~200	180~210	190~220	
高さ	40~78	45~83	50~88	55~93

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 9cm(本体) ●重量: 約72kg

※モーター稼働最大耐荷重: 200kg/最大耐荷重以上の負荷をかけ、昇降させるとモーターの故障の原因となります。ご注意ください。



パイオニア
TB-1476

¥300,000(税別)

- うつ伏せでの施術に最適な専用手置き台付き電動旋回昇降施術台。
- 縦型調節式ヘッド。ガスシリンダー式角度調節機能付き。15°~40°。
- 静音性及び耐久性の高品質なハイパワー電動アクチュエーターを採用。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	180	190	200	210				
高さ	40~78	45~83	50~88	55~93				

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 9cm(本体) ●重量: 約50kg

※ヘッドの幅は微調節できます。

※ロールペーパー取付金具標準装備。(ロールペーパー1本付属)



バイオニアリモス TB-1517

¥230,000(税別)

- 中国製リモーター採用のコストパフォーマンスに優れた電動昇降台。
- 縦型調節式ヘッド。ガスシリンダー式角度調節機能付き。15°~40°。
- 床面との隙間を微調整できる直径3.8cmの便利なアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	60	65	70
長さ	180	190	
高さ	45~81		

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:6cm(本体) ●重量:約52kg 

コンシェル TB-302

¥360,000(税別)

- うつ伏せでの施術に最適な専用手置き台付き電動旋回昇降施術台。
- 縦型調節式ヘッド。ガスシリンダー式角度調節機能付き。15°~40°。
- 体圧分散性と衝撃吸収性に優れている低反発ウレタンフォームを採用。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	180	190	200		210			
高さ	40~78	45~83	50~88	55~93				

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:9cm(本体) ●重量:約56kg  

※ヘッドの幅は微調節できます。

※ロールペーパー取付金具標準装備。(ロールペーパー1本付属)

※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。



バイオニア-5型 TB-144

¥300,000(税別)

- うつ伏せでの施術に最適な専用手置き台付き電動旋回昇降施術台。
- フェイス型ヘッド。ガスシリンダー式角度調節機能付き。15°~40°。
- 静音性&耐久性の高品質なハイパワー電動アクチュエーターを採用。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	180	190	200		210			
高さ	40~78	45~83	50~88	55~93				

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:9cm(本体) ●重量:約50kg  

ペガサス TB-352

¥370,000(税別)

- うつ伏せでの施術に最適な専用手置き台付き電動旋回昇降施術台。
- 穴あき型ヘッド。ガスシリンダー式角度調節機能付き。15°~40°。
- 体圧分散性と衝撃吸収性に優れている低反発ウレタンフォームを採用。


▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	180	190	200		210			
高さ	40~78	45~83	50~88	55~93				

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:9cm(本体) ●重量:約57kg  

※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。



ロダン
TB-365

¥360,000(税別)

- うつ伏せでの施術に最適な専用手置き台付き電動旋回昇降施術台。
- 縦型調節式ヘッド。ガスシリンダー式角度調節機能付き。15°～40°。
- 車輪と旋回が同時ロック可能な直径7.5cmダブルロック式キャスター。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	180		190		200		210	
高さ	45～83		50～88		55～93		60～98	

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 9cm(本体) ●重量: 約60kg  

※ヘッドの幅は微調整できます。

※ロールオーバー取付金具標準装備。(ロールオーバー1本付属)



アプローチリフト

TB-961

¥280,000(税別)

- うつ伏せでの施術に最適な専用手置き台付き電動旋回昇降施術台。
- うつ伏せでの呼吸を楽にするスリット型シートを採用。穴あき有孔加工。
- 静音性&耐久性の高品質なハイパワー電動アクチュエーターを採用。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	32/55	32/60	32/65	32/70
長さ	180		210	
高さ	40～78	45～83	50～88	55～93

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 9cm(本体) ●重量: 約50kg  



電動ジェンティー

TB-900

¥440,000(税別)

有孔電動ジェンティー

TB-900U

¥440,000(税別)

- 安全性を優先したリナック製垂直昇降型コンパクトモーターを採用。
- レバー操作のガスシリンダー式角度調節機能。背0°～80°。脚20°～45°。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm]


幅	55	60	65	70
長さ	175		185	
座高	50～90			

※上記の幅にアームレストの幅(約9cm×2)は含まれておりません。

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 7cm(本体) ●重量: 約53kg  

※角度調節レバーの取付位置は左右を選べます。ご指定のない場合は着座時左側が標準です。



レベルキャスター

TB-729

¥20,000(税別)

- 女性でも簡単に調節できる移動に便利な直径5cmレベルキャスター。
- 清掃の移動にも4カ所のレベルキャスターを操作するだけの簡単設計。
- 一人では移動できないような重量のある大型製品への加工を推奨。


※キャスターにストッパー機能はついておりません。

※本製品は、現在ご使用の製品等に後付けすることはできません。


ベッドをご注文時に一緒にご要望ください。

※本製品はベッドの簡易的な移動を目的として開発しております。

※人を乗せた状態で使用しないでください。



手動昇降台シリーズ photo/手動ウェルター TB-1305 [P144]



油圧式マイスターS

TB-1422

¥290,000(税別)

有孔油圧式マイスターS

TB-1422U

¥290,000(税別)

- 足踏みペダルの操作で簡単に高さ調節ができる油圧式操作の施術台。
- ハイパワー油圧式シリンダーを採用。安定性の高い垂直式昇降機能。
- シートと同色加工で院内での存在感が際立つジャバラユニットを採用。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm]

幅	60	65	70
長さ	170	180	190
高さ	46~78		

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 3cm ●重量: 約65kg

※人を乗せた状態での高さ調節はお避けください。



油圧式マイスターL

TB-1423

¥350,000(税別)

有孔油圧式マイスターL

TB-1423U

¥350,000(税別)

- 足踏みペダルの操作で簡単に高さ調節ができる油圧式操作の施術台。
- 簡単レバー操作のガスシリンダー式角度調節機能(背角度0~80°)。
- シートと同色加工のジャバラユニット。安定性の高い垂直式昇降機能。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm]

幅	60	65	70
長さ	180	190	
高さ	49~81		

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 6cm ●重量: 約72kg

※人を乗せた状態での高さ調節はお避けください。



※画像は有孔タイプです。

油圧式昇降ベッド

TB-1334

¥194,000(税別)

有孔油圧式昇降ベッド

TB-1334U

¥194,000(税別)

- 足踏みペダルの操作で簡単に高さ調節ができる油圧式操作の施術台。
- 高品質ハイパワー油圧式シリンダーを採用。片側フットペダル操作式。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	180	190			200			
高さ	40~78	45~83		50~88		55~93		

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 4cm ●重量: 約50kg

※人を乗せた状態での高さ調節はお避けください。



※画像は有孔タイプです。

キャスター付油圧式昇降ベッド

TB-1350

¥224,000(税別)

有孔キャスター付油圧式昇降ベッド

TB-1350U

¥224,000(税別)

- 足踏みペダルの操作で簡単に高さ調節ができる油圧式操作の施術台。
- 車輪と旋回が同時ロック可能な直径7.5cmダブルロック式キャスター。
- 高品質ハイパワー油圧シリンダーを採用。片側フットペダル操作式。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	180	190			200			
高さ	40~78	45~83		50~88		55~93		

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 4cm ●重量: 約50kg

※人を乗せた状態での高さ調節はお避けください。



手動ライトベッド

TB-727

¥110,000(税別)

有孔手動ライトベッド

TB-727U

¥110,000(税別)

- 開業を支援する実用性の高い旋回昇降式の廉価版手動ハイローベッド。
- 回転操作で昇降できる簡単設計。施術の邪魔にならない収納ハンドル。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	60	65	70
長さ	180		
高さ	45~83		

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー2色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:4cm ●重量:約42kg
- ※シートは本体カラーと三角縫製カラーをご指定ください。
- ※人を乗せた状態での高さ調節はお避けください。



手動ウェルター

TB-1305

¥120,000(税別)

有孔手動ウェルター

TB-1305U

¥120,000(税別)

- デザイン性の高い手動旋回昇降式を採用した人気のミディアムモデル。
- 手動旋回昇降式で高さを調節できるクランク式ハンドル操作の施術台。
- 床面との隙間を微調整できる直径3.8cmの便利なアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70
長さ	180	190	
高さ	45~83		

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:4cm ●重量:約45kg
- ※人を乗せた状態での高さ調節はお避けください。



手動式ハイローベッド

TB-913

¥140,000(税別)

有孔手動式ハイローベッド

TB-913U

¥140,000(税別)

- 手動旋回昇降式で高さを調節できるクランク式ハンドル操作の施術台。
- 回転操作で昇降できる簡単設計。施術の邪魔にならない収納ハンドル。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170	180	190	200				
高さ	40~78	45~83		50~88	55~93			

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:4cm ●重量:約45kg
- ※人を乗せた状態での高さ調節はお避けください。



有孔フタ付手動ハイロー

TB-171

¥143,000(税別)

- 瞬時に無孔へ切り替えることができる同色専用フタクッション付き。
- 手動旋回昇降式で高さを調節できるクランク式ハンドル操作の施術台。
- 回転操作で昇降できる簡単設計。施術の邪魔にならない収納ハンドル。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170	180	190	200				
高さ	40~78	45~83		50~88	55~93			

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:4cm(本体) ●重量:約48kg
- ※人を乗せた状態での高さ調節はお避けください。



手動ハイローキャリアー

TB-726 ¥157,500(税別)

有孔手動ハイローキャリアー

TB-726U ¥157,500(税別)

- 女性でも簡単に調節できる移動に便利な直径5cmレベルキャスター。
- 手動旋回昇降式で高さを調節できるクランク式ハンドル操作の施術台。
- 回転操作で昇降できる簡単設計。施術の邪魔にならない収納ハンドル。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170	180	190	200				
高さ	40~78	45~83	50~88	55~93				

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 4cm ●重量: 約46kg  

※人に乗せた状態での高さ調節及びレベルキャスターの使用はお避けください。



低反発手動ハイロー

TB-150 ¥180,000(税別)

有孔低反発手動ハイロー

TB-150U ¥180,000(税別)

- 体圧分散性と衝撃吸収性に優れている低反発ウレタンフォームを採用。
- 手動旋回昇降式で高さを調節できるクランク式ハンドル操作の施術台。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170	180	190	200				
高さ	40~78	45~83	50~88	55~93				

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 6cm ●重量: 約53kg  

※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。

※人に乗せた状態での高さ調節はお避けください。



きらら

TB-279 ¥185,000(税別)

- 体圧分散性と衝撃吸収性に優れている低反発ウレタンフォームを採用。
- 瞬時に無孔へ切り替えることができる同色専用フタクッション付き。
- 手動旋回昇降式で高さを調節できるクランク式ハンドル操作の施術台。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70	75
長さ	180	190	200	210
高さ	40~78	45~83	50~88	55~93

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 6cm (本体) ●重量: 約50kg  

※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。

※人に乗せた状態での高さ調節はお避けください。



ナチュラル

TB-914 ¥160,000(税別)

有孔ナチュラル

TB-914U ¥160,000(税別)

- シート(天板)の四隅コーナーをやさしく演出するかどまる加工を採用。
- 手動旋回昇降式で高さを調節できるクランク式ハンドル操作の施術台。
- 回転操作で昇降できる簡単設計。施術の邪魔にならない収納ハンドル。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170	180	190	200				
高さ	40~78	45~83	50~88	55~93				

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 4cm ●重量: 約45kg  

※人に乗せた状態での高さ調節はお避けください。



手動オメガハイロー

TB-129

¥200,000(税別)

- うつ伏せ時に快適な埋込式ケアフェイスマット(TB-77C-28)付き。
- 手動旋回昇降式で高さを調節できるクランク式ハンドル操作の施術台。
- 回転操作で昇降できる簡単設計。施術の邪魔にならない収納ハンドル。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	
高さ	40~78		45~83		50~88		55~93	


オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:5cm(本体) ●重量:約54kg

※人を乗せた状態での高さ調節はお避けください。

※オメガDXベッド用綿製カバー(P373参照)



手動アイホットハイロー

TB-690

¥160,000(税別)

有孔手動アイホットハイロー

TB-690U

¥160,000(税別)

- ほんのりとした暖かさを実現する温熱シート内蔵の旋回昇降式ベッド。
- 手動旋回昇降式で高さを調節できるクランク式ハンドル操作の施術台。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70	75
長さ	180		200	
高さ	40~78		45~83	
			50~88	
			55~93	

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm(本体) ●重量:約47kg

※人を乗せた状態での高さ調節はお避けください。

※季節や環境により、ベッドが最適温度になるまで30~60分必要です。



手動ライトニング

TB-878

¥150,000(税別)

有孔手動ライトニング

TB-878U

¥150,000(税別)

- 実用性の高い旋回昇降式の廉価版あげ機能付き手動ハイローベッド。
- 操作性が容易なALレバー式無段階角度調節機能付き。背角度0~80°。
- 回転操作で昇降できる簡単設計。施術の邪魔にならない収納ハンドル。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70
長さ	180		190
高さ	45~83		50~88
			55~93

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:5cm(本体) 4cm(背面) ●重量:約54kg

※人を乗せた状態での高さ調節はお避けください。



手動フェスタ

TB-175

¥170,000(税別)

有孔手動フェスタ

TB-175U

¥170,000(税別)

- うつ伏せ時に快適な取り外し可能な差込式フェイスマット1個付き。
- 手動旋回昇降式で高さを調節できるクランク式ハンドル操作の施術台。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	160		170		180		190	
高さ	40~78		45~83		50~88		55~93	

※上記の長さに差込式フェイスマットの長さ(約30cm)は含まれておりません。

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm(本体) ●重量:約47kg

※人を乗せた状態での高さ調節はお避けください。

※画像は有孔タイプです。



※画像は有孔タイプです。

手動スマイル

TB-388

¥165,000(税別)

有孔手動スマイル

TB-388U

¥165,000(税別)

- 片側(頭部)のシート形状が丸く円形状になりアプローチ範囲を拡大。
- 手動旋回昇降式で高さを調節できるクランク式ハンドル操作の施術台。
- 回転操作で昇降できる簡単設計。施術の邪魔にならない収納ハンドル。


▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	55	60	65	70	75	80	85	90
長さ	170		180		190		200	
高さ	40~78		45~83		50~88		55~93	

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:6cm ●重量:約48kg

※人を乗せた状態での高さ調節はお避けください。



※画像は有孔タイプです。

手動りんご

TB-433

¥170,000(税別)

有孔手動りんご

TB-433U

¥170,000(税別)

- シートセンター10cmのスリムラインがより近くでのアプローチを実現。
- 手動旋回昇降式で高さを調節できるクランク式ハンドル操作の施術台。
- 回転操作で昇降できる簡単設計。施術の邪魔にならない収納ハンドル。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60/50	65/55	70/60	75/65
長さ	180	190	200	210
高さ	40~78	45~83	50~88	55~93

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:約50kg

※人を乗せた状態での高さ調節はお避けください。



※画像は有孔タイプです。

コンパクト手動

TB-430

¥170,000(税別)

有孔コンパクト手動

TB-430U

¥170,000(税別)

- 脚部フレームを内側に加工して施術効率を優先したコンパクト設計。
- 手動旋回昇降式で高さを調節できるクランク式ハンドル操作の施術台。
- 回転操作で昇降できる簡単設計。施術の邪魔にならない収納ハンドル。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	
高さ	40~78		45~83		50~88		55~93	

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:約45kg

※人を乗せた状態での高さ調節はお避けください。



手動カイザー

TB-428

¥290,000(税別)

有孔手動カイザー

TB-428U

¥290,000(税別)

- 直径12.5cm3WAYキャスター。方向規制・フリー・トータルロック機能。
- 女性でも簡単に両側から操作ができる便利な足踏みロック機能付き。
- 手動旋回昇降式で高さを調節できるクランク式ハンドル操作の施術台。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190	200
高さ	45~83		50~88		55~93	60~98

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:約54kg

※人を乗せた状態での高さ調節はお避けください。



手動S型フルカイザー

TB-1232

¥380,000(税別)

有孔手動S型フルカイザー

TB-1232U

¥380,000(税別)

- ストッパー式で上下に移動するS型ベッドガード(TB-30)2本付き。
- 片側3カ所にベッドガードを装着できる安全性を優先した施術台。
- 直径12.5cm3WAYキャスター。方向規制・フリー・トータルロック機能。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70	75	80	85
長さ	190		200			
高さ	45~83	50~88	55~93	60~98		

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:約61kg

※人を乗せた状態での高さ調節はお避けください。



手動4Sキャスト

TB-1128

¥260,000(税別)

有孔手動4Sキャスト

TB-1128U

¥260,000(税別)

- 回転機能付きストッパー式スイングガード(クロムメッキ)4本付き。
- 車輪と旋回が同時ロック可能な直径7.5cmダブルロック式キャスター。
- 手動旋回昇降式で高さを調節できるクランク式ハンドル操作の施術台。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70	75	80	85
長さ	180		190		200	
高さ	45~83	50~88		55~93		

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:約62kg

※人を乗せた状態での高さ調節はお避けください。



手動ハイローキャスト

TB-192

¥170,000(税別)

有孔手動ハイローキャスト

TB-192U

¥170,000(税別)

- 車輪と旋回が同時ロック可能な直径7.5cmダブルロック式キャスター。
- 手動旋回昇降式で高さを調節できるクランク式ハンドル操作の施術台。
- 回転操作で昇降できる簡単設計。施術の邪魔にならない収納ハンドル。


▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	
高さ	40~78	45~83		50~88		55~93		

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:約50kg

※人を乗せた状態での高さ調節はお避けください。



ひらり

TB-148

¥210,000(税別)

有孔ひらり

TB-148U

¥210,000(税別)

- ベッドからの転落を防止するF型ベッドガード(TB-27-01)1本付き。
- 車輪と旋回が同時ロック可能な直径7.5cmダブルロック式キャスター。
- 手動旋回昇降式で高さを調節できるクランク式ハンドル操作の施術台。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70	75
長さ	170	180	190	200
高さ	40~78	45~83	50~88	55~93

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:約56kg

※人を乗せた状態での高さ調節はお避けください。

※画像は有孔タイプです。

※画像は有孔タイプです。



移動式手動ハイロー

TB-160

¥240,000(税別)

有孔移動式手動ハイロー

TB-160U

¥240,000(税別)

- ストッパー式で上下に移動するS型ベッドガード(TB-30)2本付き。
- 車輪と旋回が同時ロック可能な直径7.5cmダブルロック式キャスター。
- 手動旋回昇降式で高さを調節できるクランク式ハンドル操作の施術台。


▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70	75
長さ	170	180	190	200
高さ	40~78	45~83	50~88	55~93

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:約60kg

※人を乗せた状態での高さ調節はお避けください。



F型手動式ハイローベッド

TB-595

¥180,000(税別)

有孔F型手動式ハイローベッド

TB-595U

¥180,000(税別)

- ベッドからの転落を防止するF型ベッドガード(TB-27-01)1本付き。
- 手動旋回昇降式で高さを調節できるクランク式ハンドル操作の施術台。
- 回転操作で昇降できる簡単設計。施術の邪魔にならない収納ハンドル。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70	75
長さ	170	180	190	200
高さ	40~78	45~83	50~88	55~93

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:約48kg

※人を乗せた状態での高さ調節はお避けください。



102型手動式昇降ベッド

TB-102

¥210,000(税別)

有孔102型手動式昇降ベッド

TB-102U

¥210,000(税別)

- ベッドガードを片側2カ所に装着できる機能を両側に備えた施術台。
- ベッドからの転落を防止するF型ベッドガード(TB-27-01)2本付き。
- 手動旋回昇降式で高さを調節できるクランク式ハンドル操作の施術台。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70	75
長さ	170	180	190	200
高さ	40~78	45~83	50~88	55~93

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:約60kg

※人を乗せた状態での高さ調節はお避けください。



手動あかり-GS

TB-896

¥200,000(税別)

- レバー操作のガススプリング式ヘッド角度調節機能付き。15°~25°。
- 手動旋回昇降式で高さを調節できるクランク式ハンドル操作の施術台。
- 回転操作で昇降できる簡単設計。施術の邪魔にならない収納ハンドル。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	180	190	200	210	220			
高さ	45~83	50~88	55~93	60~98				

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:7cm ●重量:約47kg

※人を乗せた状態での高さ調節はお避けください。



ヘルシオ
TB-1505

¥240,000(税別)

- うつ伏せでの施術に最適な専用手置き台付き手動旋回昇降式施術台。
- 縦型調節式ヘッド。ガスシリンダー式角度調節機能付き。15°~40°。
- 患者様の身長に応じて30cmの伸縮が可能なフットレスト機能付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	160~190	170~200	180~210	190~220				
高さ	40~78	45~83	50~88	55~93				

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:9cm(本体) ●重量:約50kg     
- ※ロールペーパー取付金具標準装備。(ロールペーパー1本付属)
- ※人を乗せた状態での高さ調節はお避けください。
- ※ヘッドの幅は微調節できます。



フォーカス
TB-1506

¥220,000(税別)

- うつ伏せでの施術に最適な専用手置き台付き手動旋回昇降式施術台。
- 縦型調節式ヘッド。ガスシリンダー式角度調節機能付き。15°~40°。
- 回転操作で昇降できる簡単設計。施術の邪魔にならない収納ハンドル。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	180	190	200	210				
高さ	40~78	45~83	50~88	55~93				

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:9cm(本体) ●重量:約50kg     
- ※ロールペーパー取付金具標準装備。(ロールペーパー1本付属)
- ※人を乗せた状態での高さ調節はお避けください。
- ※ヘッドの幅は微調節できます。



エルザ
TB-322

¥230,000(税別)

- 長さ40cmの前開き有孔&専用手置き台付き手動旋回昇降式施術台。
- 縦型調節式ヘッド。ガスシリンダー式角度調節機能付き。15°~40°。
- 回転操作で昇降できる簡単設計。施術の邪魔にならない収納ハンドル。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	180	190	200	210				
高さ	40~78	45~83	50~88	55~93				

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:9cm(本体) ●重量:約49kg     
- ※ロールペーパー取付金具標準装備。(ロールペーパー1本付属)
- ※人を乗せた状態での高さ調節はお避けください。
- ※ヘッドの幅は微調節できます。



モイス
TB-390

¥220,000(税別)

- うつ伏せでの施術に最適な専用手置き台付き手動旋回昇降式施術台。
- フェイス型ヘッド。ガスシリンダー式角度調節機能付き。15°~40°。
- 回転操作で昇降できる簡単設計。施術の邪魔にならない収納ハンドル。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	180	190	200	210				
高さ	40~78	45~83	50~88	55~93				

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:9cm(本体) ●重量:約50kg     
- ※人を乗せた状態での高さ調節はお避けください。



ラピタ
TB-412

¥240,000(税別)

- フラップ型シート形状の専用手置き台付き手動旋回昇降式施術台。
- フェイス型ヘッド。ガスシリンダー式角度調節機能付き。15°~40°。
- 回転操作で昇降できる簡単設計。施術の邪魔にならない収納ハンドル。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	180	190	200	210				
高さ	40~78	45~83	50~88	55~93				

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 9cm (本体) ●重量: 約50kg

※人を乗せた状態での高さ調節はお避けください。



シーサ
TB-465

¥240,000(税別)

- うつ伏せでの施術に最適な専用手置き台付き手動旋回昇降式施術台。
- フェイス型ヘッド。ガスシリンダー式角度調節機能付き。15°~40°。
- 患者様の身長に応じて30cmの伸縮が可能なフットレスト機能付き。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	160~190	170~200	180~210	190~220				
高さ	40~78	45~83	50~88	55~93				

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 9cm (本体) ●重量: 約50kg

※人を乗せた状態での高さ調節はお避けください。



クランク昇降アプローチベッド
TB-959

¥190,000(税別)

- うつ伏せでの施術に最適な専用手置き台付き手動旋回昇降式施術台。
- うつ伏せでの呼吸を楽にするスリット型シート採用穴あき有孔加工。
- 回転操作で昇降できる簡単設計。施術の邪魔にならない収納ハンドル。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	32/55	32/60	32/65	32/70
長さ	180	190	200	210
高さ	40~78	45~83	50~88	55~93

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 9cm (本体) ●重量: 約48kg

※人を乗せた状態での高さ調節はお避けください。



クランク昇降アクチベッド
TB-950

¥220,000(税別)

- 特殊テクニックのためのセパレート式シートを採用した手動施術台。
- 手動旋回昇降式で高さを調節できるクランク式ハンドル操作の施術台。
- 回転操作で昇降できる簡単設計。施術の邪魔にならない収納ハンドル。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	180	190	200	210				
高さ	40~78	45~83	50~88	55~93				

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 10cm (本体)・10/12cm (後部) ●重量: 約58kg

※人を乗せた状態での高さ調節はお避けください。