

APPROACH

アプローチシリーズ photo/プレミアムアプロージー TB-1414 [P153]

approach series



スリムドロップSD

TB-1382

¥240,000(税別)

- 手動式レバー操作で簡単にアジャストできる骨盤部ドロップ機能付き。
- 専用U型ヘッド。ガスシリンダー式角度調節機能付き(15°～-50°)。
- 前開き有孔&伸縮30cmのフットレスト機能で最適なポジションを実現。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	50	55	60
長さ	165～195	175～205	
高さ	40	45	50 55 60

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー2色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:6cm(本体)

●重量:約39kg



かどまる



GSアプロージーマルチ

TB-1384

¥172,000(税別)

- うつ伏せでの快適な施術を実現するプロフェッショナルアプローチ。
- 傾斜付き縦型調整式ヘッド。ガス式角度調節機能付き(15°～-50°)。
- 足側ソフトウレタンで膝への負担軽減。伸縮フットレスト機能付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	55	60
長さ	160～190	170～200
高さ	50	55 60

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー2色をご指定ください。[P4参照]

●シルバー粉体塗装 ●クッション厚:5cm ●重量:約28kg



かどまる



プレミアムアプロージー

TB-1414

¥188,000(税別)

- 5種類のサポートクッションから形成される極上のポジションを実現。
- スーパーソフトフェイス型ヘッド。ガス式角度調節機能付き(15°～-50°)。
- 位置調節可能なニーサポート。30cmの伸縮が可能なレッグサポート付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	47	
長さ	160～190	
高さ	55	60

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:5cm ●重量:約27kg



スリムフレクション

TB-709

¥180,000(税別)

- ガスシリンダー式の高さ調節機能付き縦型ヘッド。10°～-10°。
- 安定性の高いラチェット式15段階角度調節機能付き。15°～-10°。
- 30cmの伸縮と10cmの4段階高さ調節可能なフットレスト機能付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	168～198		178～208		188～218		198～228	
高さ	50	55	60	65	70	75		

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:9cm(本体)

●重量:約36kg



かどまる

※ロールベーパー取付金具標準装備。(ロールベーパー1本付属)

※ヘッドの幅は微調節できます。

※角度調節レバーの取付位置は左右を選べます。ご指定のない場合は仰向時左側が標準です。



SDスリム

TB-1053

¥92,000(税別)

- うつ伏せでの施術に最適な専用手置き台付き入門用廉価タイプ施術台。
- フェイス型ヘッド。最大10cmの高さ調節＆無段階角度調節機能付き。
- 患者様の身長に応じて30cmの伸縮が可能なフットレスト機能付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	160~190	170~200	180~210	190~220				
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:6cm
- 重量:約24kg



かどまる



MRスリム

TB-1054

¥102,000(税別)

- 体圧分散性と衝撃吸収性に優れている低反発ウレタンフォームを採用。
- フェイス型ヘッド。最大10cmの高さ調節＆無段階角度調節機能付き。
- 患者様の身長に応じて30cmの伸縮が可能なフットレスト機能付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	160~190	170~200	180~210	190~220				
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:6cm
- 重量:約25kg



かどまる

※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。



スリムベッド

TB-916

¥126,000(税別)

- うつ伏せでの施術に最適な緊張を緩和する専用手置き台付き施術台。
- 縦型調節式ヘッド。ラチェット式15段階角度調節機能付き。15°~15°。
- 患者様の身長に応じて30cmの伸縮が可能なフットレスト機能付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	160~190	170~200	180~210	190~220				
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:9cm(本体)
- 重量:約30kg



かどまる

※ロールベーパー取付金具標準装備。(ロールベーパー1本付属)

※ヘッドの幅は微調節できます。



GSスリムベッド

TB-559

¥126,000(税別)

- うつ伏せでの施術に最適な緊張を緩和する専用手置き台付き施術台。
- 縦型調節式ヘッド。ガスシリンダー式角度調節機能付き。15°~40°。
- 患者様の身長に応じて30cmの伸縮が可能なフットレスト機能付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	160~190	170~200	180~210	190~220				
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:9cm(本体)
- 重量:約30kg



かどまる

※ロールベーパー取付金具標準装備。(ロールベーパー1本付属)

※ヘッドの幅は微調節できます。



低反発GSスリム

TB-156

¥144,000(税別)

- 体圧分散性と衝撃吸収性に優れている低反発ウレタンフォームを採用。
- 縦型調節式ヘッド。ガスシリンダー式角度調節機能付き。15°～-40°。
- 患者様の身長に応じて30cmの伸縮が可能なフットレスト機能付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	160～190	170～200	180～210	190～220				
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:9cm(本体) ●重量:約31kg かどまる

※ロールペーパー取付金具標準装備。(ロールペーパー1本付属)

※ヘッドの幅は微調整できます。

※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。



DFスリム

TB-1331

¥138,000(税別)

- うつ伏せ時の快適さを追求したディップフェイス(TB-1323)付き。
- 本体シートセンター部の湾曲形状がより近くでのアプローチを実現。
- 患者様の身長に応じて30cmの伸縮が可能なフットレスト機能付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	160～190	170～200	180～210	190～220				
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

ベッド本体／オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

ディップフェイス／アイボリー(艶消し)限定

●クッション厚:7.5cm(本体) ●重量:約35kg かどまる

※ディップフェイスは丸洗いが可能です。



スリムウイング

TB-843

¥156,000(税別)

- 患者様の両腕をサポートして緊張を緩和する回転式上肢台機能付き。
- 縦型調節式ヘッド。ガスシリンダー式角度調節機能付き。15°～-40°。
- 患者様の身長に応じて30cmの伸縮が可能なフットレスト機能付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	160～190	170～200	180～210	190～220				
高さ	45	50	55	60	65	70	75	

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:9cm(本体) ●重量:約34kg かどまる

※上記の幅に上肢台の幅(約10cm×2)は含まれておません。

※ロールペーパー取付金具標準装備。(ロールペーパー1本付属)

※ヘッドの幅は微調整できます。



スリマーベッド

TB-1095

¥153,000(税別)

- ヘッド幅を患者様や施術内容に応じて無段階に調節できるプロ仕様。
- 縦型開閉式ヘッド。ガスシリンダー式角度調節機能付き。15°～-40°。
- 患者様の身長に応じて30cmの伸縮が可能なフットレスト機能付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	160～190	170～200	180～210	190～220				
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:9cm(本体) ●重量:約32kg かどまる

※ロールペーパー取付金具標準装備。(ロールペーパー1本付属)



GSスリムシェル

TB-976

¥135,000(税別)

- うつ伏せでの施術に最適な緊張を緩和する専用手置き台付き施術台。
- 縦型調節式ヘッド。ガスシリンダー式角度調節機能付き。15°～40°。
- 30cmの伸縮が可能なフットレスト機能付き。便利なレザー棚付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	160～190		170～200		180～210		190～220	
高さ	45	50	55	60	65	70	75	80

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:9cm(本体)
 - 重量:約32kg
 - ※ロールベーパー取付金具標準装備。(ロールベーパー1本付属)
- ※ヘッドの幅は微調節できます。



GSスリムアイ

TB-1083

¥126,000(税別)

- うつ伏せでの施術に最適な緊張を緩和する大型ラウンド型手置き台付き。
- 縦型調節式ヘッド。ガスシリンダー式角度調節機能付き。15°～20°。
- 患者様の身長に応じて30cmの伸縮が可能なフットレスト機能付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	160～190		170～200		180～210		190～220	
高さ	45	50	55	60	65	70	75	

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:9cm(本体)
 - 重量:約30kg
 - ※ロールベーパー取付金具標準装備。(ロールベーパー1本付属)
- ※ヘッドの幅は微調節できます。



GSスリムアイ-5型

TB-1084

¥126,000(税別)

- うつ伏せでの施術に最適な緊張を緩和する大型ラウンド型手置き台付き。
- フェイス型ヘッド。ガスシリンダー式角度調節機能付き。15°～30°。
- 患者様の身長に応じて30cmの伸縮が可能なフットレスト機能付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	160～190		170～200		180～210		190～220	
高さ	45	50	55	60	65	70	75	

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:9cm(本体)
- 重量:約30kg



スリムミル

TB-142

¥135,000(税別)

- 長さ40cmの前開き有孔&緊張を緩和する専用手置き台付き施術台。
- 縦型調節式ヘッド。ガスシリンダー式角度調節機能付き。15°～40°。
- 患者様の身長に応じて30cmの伸縮が可能なフットレスト機能付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	160～190		170～200		180～210		190～220	
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:9cm(本体)
 - 重量:約30kg
 - ※ロールベーパー取付金具標準装備。(ロールベーパー1本付属)
- ※ヘッドの幅は微調節できます。



マレット

TB-316

¥148,500(税別)

- 開放感の前開きU型有孔&緊張を緩和する専用手置き台付き施術台。
- 縦型調節式ヘッド。ガスシリンダー式角度調節機能付き。15°～40°。
- 患者様の身長に応じて30cmの伸縮が可能なフットレスト機能付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	160～190	170～200	180～210	190～220				
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応)

◀ レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚: 9cm (本体)
- 重量: 約30kg



かどまる

※ロールベーパー取付金具標準装備。(ロールベーパー1本付属)

※ヘッドの幅は微調節できます。



スリムベッドプラス

TB-952

¥126,000(税別)

- うつ伏せでの施術に最適な緊張を緩和する専用手置き台付き施術台。
- 縦型調節式ヘッド。ラチェット式15段階角度調節機能付き。15°～75°。
- 患者様の身長に応じて30cmの伸縮が可能なフットレスト機能付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	160～190	170～200	180～210	190～220				
高さ			50				55	

オリジナルレザー(18色対応)

◀ レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚: 9cm (本体)
- 重量: 約30kg



かどまる

※ヘッド角度-75°構造につき、ロールベーパー取付金具を装備しておりません。
ご注意ください。

※ヘッドの幅は微調節できます。



GSステーショナリーテーブル

TB-593

¥126,000(税別)

- クッション性を抑えたうつ伏せでの施術に最適なプロ仕様の施術台。
- 縦型調節式ヘッド。ガスシリンダー式角度調節機能付き。20°～40°。
- 患者様の身長に応じて30cmの伸縮が可能なフットレスト機能付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	160～190	170～200	180～210	190～220				
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応)

◀ レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚: 5cm (本体)
- 重量: 約28kg



かどまる

※ロールベーパー取付金具標準装備。(ロールベーパー1本付属)

※ヘッドの幅は微調節できます。



スリムベッド-3型

TB-957

¥135,000(税別)

- うつ伏せでの施術に最適な緊張を緩和する専用手置き台付き施術台。
- 縦型調節式ヘッド。ラチェット式15段階角度調節機能付き。15°～15°。
- 30cmの伸縮が可能なフットレスト機能付き。便利なレザーランバー付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	160～190	170～200	180～210	190～220				
高さ	45	50	55	60	65	70	75	80

オリジナルレザー(18色対応)

◀ レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚: 9cm (本体)
- 重量: 約32kg



かどまる

※ロールベーパー取付金具標準装備。(ロールベーパー1本付属)

※ヘッドの幅は微調節できます。



スリムベッド-8型

TB-956

¥144,000(税別)

- うつ伏せでの快適性を追求した補助手置き&専用手置き台付き施術台。
- 縦型調節式ヘッド。ガスシリンダー式角度調節機能付き。15°～-40°。
- 患者様の身長に応じて30cmの伸縮が可能なフットレスト機能付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	160～190		170～200		180～210		190～220	
高さ	50	55	60	65	70	75	80	85

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:9cm(本体)
- 重量:約31kg



※ロールペーパー取付金具標準装備。(ロールペーパー1本付属)

※ヘッドの幅は微調整できます。



スリムプロ

TB-271

¥153,000(税別)

- うつ伏せでの快適性を追求した7段階高さ調節機能付き手置き台仕様。
- 縦型調節式ヘッド。ガスシリンダー式角度調節機能付き。15°～-40°。
- 患者様の身長に応じて30cmの伸縮が可能なフットレスト機能付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	55	60	65	70
長さ	160～190		170～200	
高さ	45	50	55	60

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:9cm(本体)
- 重量:約32kg



※ロールペーパー取付金具標準装備。(ロールペーパー1本付属)

※ヘッドの幅は微調整できます。



GSスリムベッド-5型

TB-1094

¥126,000(税別)

- うつ伏せでの施術に最適な緊張を緩和する専用手置き台付き施術台。
- フェイス型ヘッド。ガスシリンダー式角度調節機能付き。15°～-40°。
- 患者様の身長に応じて30cmの伸縮が可能なフットレスト機能付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	160～190		170～200		180～210		190～220	
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:9cm(本体)
- 重量:約30kg



※ロールペーパー取付金具標準装備。(ロールペーパー1本付属)

※ヘッドの幅は微調整できます。



低反発GSスリム-5型

TB-1114

¥144,000(税別)

- 体圧分散性と衝撃吸収性に優れている低反発ウレタンフォームを採用。
- フェイス型ヘッド。ガスシリンダー式角度調節機能付き。15°～-40°。
- 患者様の身長に応じて30cmの伸縮が可能なフットレスト機能付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	160～190		170～200		180～210		190～220	
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:9cm(本体)
- 重量:約31kg



※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。



スリムウイング-5型

TB-844

¥156,000(税別)

- 患者様の両腕をサポートして緊張を緩和する回転式上肢台機能付き。
- フェイス型ヘッド。ガスシリンダー式角度調節機能付き。15°～40°。
- 患者様の身長に応じて30cmの伸縮が可能なフットレスト機能付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	160～190	170～200	180～210	190～220				
高さ	45	50	55	60	65	70	75	

オリジナルレザー(18色対応) ▲レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:9cm(本体)
 - 重量:約34kg
 - かどまる
- ※上記の幅に上肢台の幅(約10cm×2)は含まれおりません。



ポラリス

TB-221

¥135,000(税別)

- 長さ40cmの前開き有孔&緊張を緩和する専用手置き台付き施術台。
- フェイス型ヘッド。ガスシリンダー式角度調節機能付き。15°～40°。
- 患者様の身長に応じて30cmの伸縮が可能なフットレスト機能付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	160～190	170～200	180～210	190～220				
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応) ▲レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:9cm(本体)
- 重量:約30kg
- かどまる



ルック

TB-363

¥126,000(税別)

- うつ伏せでの施術に最適な緊張を緩和する専用手置き台付き施術台。
- フェイス型ヘッド。ラチェット式15段階角度調節機能付き。15°～-15°。
- 患者様の身長に応じて30cmの伸縮が可能なフットレスト機能付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	160～190	170～200	180～210	190～220				
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応) ▲レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:9cm(本体)
- 重量:約30kg
- かどまる



GSアプローチ

TB-1383

¥162,000(税別)

- うつ伏せでの快適な施術を実現するプロフェッショナルアプローチ。
- 傾斜付き縦型調整式ヘッド。ガス式角度調節機能付き(15°～-50°)。
- 患者様のうつ伏せ時の膝への負担を軽減する足側ソフトウレタン仕様。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	55	60
長さ	180	190
高さ	50	55

オリジナルレザー(18色対応) ▲レザー2色をご指定ください。[P4参照]

- シルバー粉体塗装
- クッション厚:5cm
- 重量:約29kg





SDイージー

TB-1055

¥82,000(税別)

- うつ伏せでの施術に最適な専用手置き台付き入門用廉価タイプ施術台。
- フェイス型ヘッド。最大10cmの高さ調節&無段階角度調節機能付き。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:6cm
- 重量:約24kg
- かどまる



MRイージー

TB-1056

¥92,000(税別)

- 体圧分散性と衝撃吸収性に優れている低反発ウレタンフォームを採用。
- フェイス型ヘッド。最大10cmの高さ調節&無段階角度調節機能付き。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:6cm
- 重量:約25kg
- かどまる

※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。



イージーベッド

TB-1093

¥108,000(税別)

- うつ伏せでの施術に最適な緊張を緩和する専用手置き台付き施術台。
- 縦型調節式ヘッド。ラチェット式15段階角度調節機能付き。15~−15°。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:9cm(本体)
- 重量:約30kg
- かどまる

※ロールベーパー取付金具標準装備。(ロールベーパー1本付属)

※ヘッドの幅は微調節できます。



GSイージーベッド

TB-605

¥108,000(税別)

- うつ伏せでの施術に最適な緊張を緩和する専用手置き台付き施術台。
- 縦型調節式ヘッド。ガスシリンダー式角度調節機能付き。15~−40°。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:9cm(本体)
- 重量:約30kg
- かどまる

※ロールベーパー取付金具標準装備。(ロールベーパー1本付属)

※ヘッドの幅は微調節できます。



GSホットトイジー

TB-1134

¥128,000(税別)

- ほんのりとした暖かさを実現する温熱シート内蔵。温度調節機能付き。
- うつ伏せでの施術に最適な緊張を緩和する専用手置き台付き施術台。
- 縦型調節式ヘッド。ガスシリンダー式角度調節機能付き。15°～40°。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	55	60	65	70	75	80	85
長さ			190			200	
高さ	40	45	50	55	60	65	70

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザーカラーをご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:9cm(本体) ●重量:約31kg



※ロールベーパー取付金具標準装備。(ロールベーパー1本付属)

※ヘッドの幅は微調整できます。

※季節や環境により、ベッドが最適温度になるまで30～60分必要です。



レグサス

TB-315

¥135,000(税別)

- 体圧分散性と衝撃吸収性に優れている低反発ウレタンフォームを採用。
- うつ伏せでの施術に最適な緊張を緩和する専用手置き台付き施術台。
- 縦型調節式ヘッド。ガスシリンダー式角度調節機能付き。15°～40°。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ			170		180		190	
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザーカラーをご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:9cm(本体) ●重量:約30kg



※ロールベーパー取付金具標準装備。(ロールベーパー1本付属)

※ヘッドの幅は微調整できます。

※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。



イージーウイング

TB-845

¥138,000(税別)

- 患者様の両腕をサポートして緊張を緩和する回転式上肢台機能付き。
- うつ伏せでの施術に最適な緊張を緩和する専用手置き台付き施術台。
- 縦型調節式ヘッド。ガスシリンダー式角度調節機能付き。15°～40°。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ			170		180		190	
高さ	45	50	55	60	65	70	75	

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザーカラーをご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:9cm(本体) ●重量:約34kg



※上記の幅に上肢台の幅(約10cm×2)は含まれておません。

※ロールベーパー取付金具標準装備。(ロールベーパー1本付属)

※ヘッドの幅は微調整できます。



イージアーベッド

TB-1096

¥135,000(税別)

- ヘッド幅を患者様や施術内容に応じて無段階に調節できるプロ仕様。
- 縦型開閉式ヘッド。ガスシリンダー式角度調節機能付き。15°～40°。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ			170		180		190	
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザーカラーをご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:9cm(本体) ●重量:約32kg



※ロールベーパー取付金具標準装備。(ロールベーパー1本付属)



GSイージーアイ-5型

TB-1086

¥108,000(税別)

- うつ伏せでの施術に最適な緊張を緩和する大型ラウンド手置き台付き。
- フェイス型ヘッド。ガスシリンダー式角度調節機能付き。15~30°。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	
高さ	45	50	55	60	65	70	75	

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:9cm(本体)
- 重量:約30kg



かどまる



GSイージーアイ

TB-1085

¥108,000(税別)

- うつ伏せでの施術に最適な緊張を緩和する大型ラウンド手置き台付き。
- 縦型調整式ヘッド。ガスシリンダー式角度調節機能付き。15~20°。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	
高さ	45	50	55	60	65	70	75	

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]


- クッション厚:9cm(本体)
- 重量:約30kg



かどまる

※ロールベーパー取付金具標準装備。(ロールベーパー1本付属)

※ヘッドの幅は微調節できます。



GSイージーDX

TB-611

¥135,000(税別)

- うつ伏せでの施術に最適な緊張を緩和する専用手置き台付き施術台。
- 縦型調節式ヘッド。ガスシリンダー式角度調節機能付き。15~40°。
- スチール製パネル付き。直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:9cm(本体)
- 重量:約40kg



かどまる

※ロールベーパー取付金具標準装備。(ロールベーパー1本付属)

※ヘッドの幅は微調節できます。



イージープロ

TB-208

¥135,000(税別)

- うつ伏せでの快適性を追求した7段階高さ調節機能付き手置き台仕様。
- 縦型調節式ヘッド。ガスシリンダー式角度調節機能付き。15~40°。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	55	60	65	70
長さ	170	180	190	200
高さ	45	50	55	60

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:9cm(本体)
- 重量:約34kg



かどまる

※ロールベーパー取付金具標準装備。(ロールベーパー1本付属)

※ヘッドの幅は微調節できます。



フィガロ

TB-304

¥108,000(税別)

- うつ伏せでの施術に最適な緊張を緩和する専用手置き台付き施術台。
- フェイス型ヘッド。ラチェット式15段階角度調節機能付き。15°～-15°。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:9cm(本体)

●重量:約30kg



かどまる



GSイージーベッド-5型

TB-603

¥108,000(税別)

- うつ伏せでの施術に最適な緊張を緩和する専用手置き台付き施術台。
- フェイス型ヘッド。ガスシリンダー式角度調節機能付き。15°～-40°。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:9cm(本体)

●重量:約30kg



かどまる



イージーウイング-5型

TB-846

¥138,000(税別)

- 患者様の両腕をサポートして緊張を緩和する回転式上肢台機能付き。
- うつ伏せでの施術に最適な緊張を緩和する専用手置き台付き施術台。
- フェイス型ヘッド。ガスシリンダー式角度調節機能付き。15°～-40°。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	
高さ	45	50	55	60	65	70	75	

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:9cm(本体)

●重量:約34kg



かどまる

※上記の幅に上肢台の幅(約10cm×2)は含まれておりません。



低反発GSイージー5型

TB-157

¥126,000(税別)

- 体圧分散性と衝撃吸収性に優れている低反発ウレタンフォームを採用。
- フェイス型ヘッド。ガスシリンダー式角度調節機能付き。15°～-40°。
- うつ伏せでの施術に最適な緊張を緩和する専用手置き台付き施術台。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:9cm(本体)

●重量:約30kg



かどまる

※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。



グローラ

TB-378

¥144,000(税別)

- うつ伏せでの快適性を追求した7段階高さ調節機能付き大型手置き台。
- フェイス型ヘッド。ALLレバー式無段階角度調節機能付き。15°～-90°。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ		180		190		200		210
高さ	50	55	60	65	70	75	80	85

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:9cm(本体)
- 重量:約38kg



※手置き台は取り外し可能です。



モクベッドAR

TB-1156

¥97,000(税別)

- うつ伏せでの施術に最適な緊張を緩和するラウンド型手置き台付き。
- 上質なメルクシパイン材に食品衛生法に適用の低臭透明ニスを採用。
- 院内の雰囲気に溶け込む木の質感がカントリー家具風な高級感を演出。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	32/60	32/65	32/70
長さ	180	190	
高さ	50	55	60

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[下記参照]

- クッション厚:4cm
- 重量:約35kg



アプローチベッド

TB-915

¥85,500(税別)

- うつ伏せでの施術に最適な緊張を緩和する専用手置き台付き施術台。
- 特殊縫製ラインで顔への負担を大幅に軽減した穴あきDX。有孔を採用。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	32/55	32/60	32/65	32/70
長さ	170	180	190	200
高さ	40	45	50	55

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:9cm(本体)
- 重量:約27kg



MHカイロベッド

TB-1477

¥86,600(税別)

- うつ伏せでの施術を効率良くする幅8×長さ33cmのU字型有孔加工。
- 特殊縫製ラインとウレタン3層構造により顔への負担を大幅に軽減。
- 床面との隙間を微調整できる直径3.8cmの便利なアジャスター付き。

▼サイズ [単位:cm]

幅	45
長さ	180
高さ	45

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:6cm
- 重量:約25kg





アプローチベッド-2型

TB-917

¥85,500(税別)

- うつ伏せでの施術に最適な緊張を緩和するラウンド型手置き台付き。
- 効率的なアプローチをシンプルに実現するテクニカルな有孔タイプ。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	32/55	32/60	32/65	32/70
長さ	170	180	190	200
高さ	40	45	50	55
	60	65	65	70
	75	75	75	75

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:9cm(本体) ●重量:約27kg



アプローチベッド-3型

TB-919

¥94,500(税別)

- うつ伏せでの施術に最適な緊張を緩和する専用手置き台付き施術台。
- 綫型調節式ヘッド。角度調節機能無し。アプローチ専用ベッド。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75
	65	70	75	80	85	90	95	100

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:9cm(本体) ●重量:約29kg

※ロールベーパー取付金具標準装備。(ロールベーパー1本付属)

※ヘッドの幅は微調節できます。



アプローチプロ

TB-1312

¥150,000(税別)

- うつ伏せでの快適性を追求した4段階高さ調節機能付き手置き台仕様。
- 長さ36cmの長穴有孔加工&緊張を緩和する専用大型手置き台。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70
長さ	170	180	190
高さ	45	50	55
	60	65	70
	75	80	85

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:8cm(本体) ●重量:約40kg



アプロマルチ

TB-182

¥103,500(税別)

- 長さ40cmの長穴有孔加工&緊張を緩和する専用手置き台付き施術台。
- 特殊縫製ラインで顔への負担を大幅に軽減した穴あきDX有孔を採用。
- 患者様の身長に応じて30cmの伸縮が可能なフットレスト機能付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	32/55	32/60	32/65	32/70
長さ	160~190	170~200	180~210	190~220
高さ	40	45	50	55
	60	65	65	70
	75	75	75	75

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:9cm(本体) ●重量:約27kg



フ lap テーブル

TB-1425

¥108,000(税別)

- うつ伏せでの施術に最適な緊張を緩和するラウンド型手置き台付き。
- 縦型調節式ヘッド。角度調節機能無し。アプローチ専用ベッド。
- 患者様の身長に応じて30cmの伸縮が可能なフットレスト機能付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	160~190		170~200		180~210		190~220	
高さ	45	50	55	60	65	70	75	80

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:9cm (本体) ●重量:約30kg かどまる

※ロールペーパー取付金具標準装備。(ロールペーパー1本付属)

※ヘッドの幅は微調整できます。



長穴有孔アプローチベッド

TB-920

¥85,500(税別)


- 長さ36cmの長穴有孔加工。手置き台を無くして開放的な施術を実現。
- 特殊縫製ラインで頬への負担を大幅に軽減した穴あきDX有孔を採用。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	28/50	28/55	28/60	28/65	28/70	28/75	28/80	28/85
長さ	170		180		190		200	
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:9cm ●重量:約27kg かどまる



EGアプロ

TB-386

¥90,000(税別)

- ハイレベルなうつ伏せ施術を実現する長穴有孔(4×50cm)加工付き。
- うつ伏せでの施術に最適な緊張を緩和する大型手置き台付き施術台。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズ [単位:cm]

幅	30/53
長さ	183
高さ	38

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:9cm (本体) ●重量:約25kg かどまる



アプローチ整体

TB-159

¥117,000(税別)

- 長さ20cmの前開き有孔&緊張を緩和するラウンド型手置き台付き仕様。
- 効率的なアプローチをシンプルに実現するテクニカルな整体施術台。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズ [単位:cm]

幅	36/45
長さ	180
高さ	40

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:7cm (本体) ●重量:約24kg かどまる

※手置き台は付属工具で3段階の高さ調節がおこなえます。

(税別) 108,000円

ローベッド

8251-BT

お好みの寝姿で寝られる、さわやかで心地よい寝心地。軽くて柔軟なマットレスは、寝心地をよりよくして、寝起きも楽になります。また、軽いので、お部屋の中心部に置くのではなく、隣の部屋や廊下など狭い場所でも設置できます。

【商品概要】
・商品名: ローベッド
・品番: 8251-BT
・価格: (税別) 108,000円
・発送: 4月上旬
・発送方法: 木箱
・梱包尺寸: 幅約120cm×奥行約180cm×高さ約100cm
・梱包重量: 約25kg
・梱包内容: ベッド本体
・梱包外寸: 幅約120cm×奥行約180cm×高さ約100cm
・梱包重量: 約25kg



PORTABLE

ポータブルシリーズ photo/グランドチルト TB-1490 [P178]





※画像は有孔タイプです。

アルミムーブ

TB-1333

¥87,500(税別)

有孔アルミムーブ

TB-1333U

¥87,500(税別)

- さらに軽量化を実現させたアルミ製折りたたみ式ポータブルベッド。
- 安全面に配慮しムーブベッドと同じワンタッチロックステーを採用。
- 環境に優しい粉体塗装。床面をキズから守る専用脚キャップ付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	50		
長さ	180		
高さ	50	55	60
	オリジナルレザー(18色対応)	◀レザー色をご指定ください。[P4参照]	

●クッション厚:3cm ●重量:約9.6kg



※画像は有孔タイプです。

アルミトライ

TB-1339

¥120,000(税別)

有孔アルミトライ

TB-1339U

¥120,000(税別)

- さらに軽量化を実現させたアルミ製折りたたみ式ポータブルベッド。
- 様々な施術に対応可能とするためにサイズバリエーションを実現。
- 環境に優しい粉体塗装。床面をキズから守る専用脚キャップ付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	55	60	65	70
長さ	180		190	
高さ	50	55	60	
	オリジナルレザー(18色対応)	◀レザー色をご指定ください。[P4参照]		

●クッション厚:3cm ●重量:約13kg(幅70×長さ190cm製作時)



※画像は有孔タイプです。

スタンダーオリコ

TB-753

¥75,000(税別)

有孔スタンダーオリコ

TB-753U

¥75,000(税別)

- スチール製8本脚構造を採用した強化折りたたみ式ポータブルベッド。
- 4カ所のノブネジを取り付けるだけで簡単に組立ができる安心設計。
- 環境に優しい粉体塗装。床面をキズから守る専用脚キャップ付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	40	45	50	55	60	65	70
長さ	180		190		200		
高さ	35	40	45	50	55	60	65
	オリジナルレザー(18色対応)	◀レザー色をご指定ください。[P4参照]					

●クッション厚:3cm ●重量:約17kg(幅50×長さ180cm製作時)



※画像は有孔タイプです。

メモリーオリコ

TB-754

¥80,000(税別)

有孔メモリーオリコ

TB-754U

¥80,000(税別)

- 体圧分散性と衝撃吸収性に優れている低反発ウレタンフォームを採用。
- スチール製8本脚構造を採用した強化折りたたみ式ポータブルベッド。
- 4カ所のノブネジを取り付けるだけで簡単に組立ができる安心設計。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	40	45	50	55	60	65	70
長さ	180		190		200		
高さ	35	40	45	50	55	60	65
	オリジナルレザー(18色対応)	◀レザー色をご指定ください。[P4参照]					

●クッション厚:3cm ●重量:約17kg(幅50×長さ180cm製作時)



※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。



※画像は有孔タイプです。

オリコベッド

TB-960

¥90,000(税別)

有孔オリコベッド

TB-960U

¥90,000(税別)

- スチール製8本脚構造を採用した強化折りたたみ式ポータブルベッド。
- 4カ所のノブネジを取り付けるだけで簡単に組立ができる安心設計。
- 衛生的なクロムメッキ加工。床面をキズから守る専用脚キャップ付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	40	45	50	55	60	65	70	75
長さ	180							190
高さ	35	40	45	50	55	60	65	70

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約17kg(幅50×長さ180cm製作時)



※画像は有孔タイプです。

オリコベッド・オスロ

TB-1415

¥100,000(税別)

有孔オリコベッド・オスロ

TB-1415U

¥100,000(税別)

- シート(天板)の四隅コーナーをやさしく演出するかどまる加工を採用。
- スチール製8本脚構造を採用した強化折りたたみ式ポータブルベッド。
- 4カ所のノブネジを取り付けるだけで簡単に組立ができる安心設計。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	40	45	50	55	60	65	70	75
長さ	180							190
高さ	35	40	45	50	55	60	65	70

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約17kg(幅50×長さ180cm製作時) がどまる

※差込式フェイスは本体に収納できません。
ご注意ください。**クレードルオリコ**

TB-1038

¥90,000(税別)

有孔クレードルオリコ

TB-1038U

¥90,000(税別)

- 最適な施術ポジションを提供する無段階角度調節機能付きフェイス。
- スチール製8本脚構造を採用した強化折りたたみ式ポータブルベッド。
- 4カ所のノブネジを取り付けるだけで簡単に組立ができる安心設計。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	40	45	50	55	60	65	70
長さ	180						
高さ	35	40	45	50	55	60	65

※上記の長さに差込式フェイスマットの長さ(約30cm)は含まれておりません。

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約18kg(幅50×長さ180cm製作時)



※画像は有孔タイプです。

SDセブン

TB-998

¥85,000(税別)

有孔SDセブン

TB-998U

¥85,000(税別)

- 簡単に設置ができる組立不要なワンタッチ式頑丈ポータブルベッド。
- 高さを3cm間隔の7段階調節できるノブネジ固定式昇降脚部を採用。
- 床面との隙間を微調整できる直径2.5cmの便利なアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	40	45	50	55	60	65	70
長さ	180						
高さ	45/63						

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約16kg(幅50×長さ180cm製作時)



※画像は有孔タイプです。

MRセブン

TB-999

¥90,000(税別)

有孔MRセブン

TB-999U

¥90,000(税別)

- 体圧分散性と衝撃吸収性に優れている低反発ウレタンフォームを採用。
- 高さを3cm間隔の7段階調節できるノブネジ固定式昇降脚部を採用。
- 床面との隙間を微調整できる直径2.5cmの便利なアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	40	45	50	55	60	65	70
長さ			180			190	
高さ					45/63		

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約16kg(幅50×長さ180cm製作時)



※画像は有孔タイプです。

クロムセブン

TB-1000

¥100,000(税別)

有孔クロムセブン

TB-1000U

¥100,000(税別)

- 高級感のあるクロムメッキ加工を施した組立不要な頑丈ポータブル。
- 高さを3cm間隔の7段階調節できるノブネジ固定式昇降脚部を採用。
- 床面との隙間を微調整できる直径2.5cmの便利なアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	40	45	50	55	60	65	70
長さ			180			190	
高さ					45/63		

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約16kg(幅50×長さ180cm製作時)



※画像は有孔タイプです。

オリコリンク

TB-891

¥130,000(税別)

有孔オリコリンク

TB-891U

¥130,000(税別)

- 施術内容に応じて簡単装着が可能な差込式上肢台(10×40cm)2個付き。
- スチール製8本脚構造を採用した強化折りたたみ式ポータブルベッド。
- 衛生的なクロムメッキ加工。床面をキズから守る専用脚キャップ付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	40	45	50	55	60	65	70
長さ		180		190		200	
高さ	35	40	45	50	55	60	65

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約18kg(幅50×長さ180cm製作時)



※上肢台は本体に収納できません。ご注意ください。



※画像は有孔タイプです。

オリコベッド-3

TB-960-3

¥95,000(税別)

有孔オリコベッド-3

TB-960U-3

¥95,000(税別)

- 強化8本脚構造でうつ伏せ施術に適した手置き付きポータブルベッド。
- 4カ所のノブネジを取り付けるだけで簡単に組立ができる安心設計。
- 衛生的なクロムメッキ加工。床面をキズから守る専用脚キャップ付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	32/50	37/55	42/60	47/65
長さ			180	
高さ	35	40	45	50

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約15kg(幅32/50×長さ180cm製作時)





※画像は有孔タイプです。

ムーブベッド

TB-1007

¥70,000(税別)

有孔ムーブベッド

TB-1007U

¥70,000(税別)

- 安全なワンタッチロックステー式の折りたたみ式ポータブルベッド。
- 持ち運びでの実用性を考慮した軽量でコンパクトなスチール枠構造。
- 衛生的なクロムメッキ加工。床面をキズから守る専用脚キャップ付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	40	45	50	55	60	65	70	75
長さ	170		180		190		200	
高さ	40	45	50	55	60	65		

オリジナルレザー(18色対応) ▲レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約14kg



※画像は有孔タイプです。

粉体ムーブ

TB-1008

¥57,500(税別)

有孔粉体ムーブ

TB-1008U

¥57,500(税別)

- 安全なワンタッチロックステー式の折りたたみ式ポータブルベッド。
- 持ち運びでの実用性を考慮した軽量でコンパクトなスチール枠構造。
- 環境に優しい粉体塗装。床面をキズから守る専用脚キャップ付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	40	45	50	55	60	65	70	75
長さ	170		180		190		200	
高さ	40	45	50	55	60	65		

オリジナルレザー(18色対応) ▲レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約14kg



有孔フタ付粉体ムーブ

TB-187

¥60,500(税別)

- 瞬時に無孔へ切り替えることができるフタクッション(TB-720)付き。
- 安全なワンタッチロックステー式の折りたたみ式ポータブルベッド。
- 持ち運びでの実用性を考慮した軽量でコンパクトなスチール枠構造。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	40	45	50	55	60	65	70	75
長さ	170		180		190		200	
高さ	40	45	50	55	60	65		

オリジナルレザー(18色対応) ▲レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm(本体) ●重量:約15.5kg



※画像は有孔タイプです。

トライ

TB-252

¥88,000(税別)

有孔トライ

TB-252U

¥88,000(税別)

- 施術の様々な用途に対応した最適なサイズバリエーションを実現。
- 安全なワンタッチロックステー式の折りたたみ式ポータブルベッド。
- 環境に優しい粉体塗装。床面をキズから守る専用脚キャップ付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	40	45	50	55	60	65	70	75
長さ	170		180		190		200	
高さ	40	45	50	55	60	65		

オリジナルレザー(18色対応) ▲レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約22kg(幅70×長さ190cm製作時)





アクチムーブ

TB-1306

¥115,000(税別)

- 特殊なテクニックの為の施術台。脱着式の足置きクッション1個付き。
- 簡単なワンタッチロックステー式の折りたたみ式ポータブルベッド。
- 環境に優しい粉体塗装。床面をキズから守る専用脚キャップ付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	60	65	70
長さ	180		190
高さ	53	58	63

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:6cm ●重量:約20kg(幅60×長さ180cm製作)



※画像は有孔タイプです。

粉体ムーブDX

TB-1009

¥66,000(税別)

有孔粉体ムーブDX

TB-1009U

¥66,000(税別)

- 5cmのクッション厚で快適性を追求した頑丈設計のスチール枠構造。
- 安全なワンタッチロックステー式の折りたたみ式ポータブルベッド。
- 環境に優しい粉体塗装。床面をキズから守る専用脚キャップ付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	40	45	50	55	60	65	70	75
長さ	170		180		190		200	
高さ	42	47	52	57	62	67		

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:5cm ●重量:約16kg



※画像は有孔タイプです。

粉体ムーブ低反発

TB-130

¥86,000(税別)

有孔粉体ムーブ低反発

TB-130U

¥86,000(税別)

- 体圧分散性と衝撃吸収性に優れている低反発ウレタンフォームを採用。
- 安全なワンタッチロックステー式の折りたたみ式ポータブルベッド。
- 持ち運びでの実用性を考慮した軽量でコンパクトなスチール枠構造。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	40	45	50	55	60	65	70	75
長さ	170		180		190		200	
高さ	42	47	52	57	62	67		

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:5cm ●重量:約16kg



※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。



ガード付粉体ムーブ

TB-1089

¥72,000(税別)

有孔ガード付粉体ムーブ

TB-1089U

¥72,000(税別)

- ベッドからの転落を防止する6カ所差込式専用ベッドガード1本付き。
- 安全なワンタッチロックステー式の折りたたみ式ポータブルベッド。
- 持ち運びでの実用性を考慮した軽量でコンパクトなスチール枠構造。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	40	45	50	55	60	65	70	75
長さ	170		180		190		200	
高さ	40	45	50	55	60	65		

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:3cm ●重量:約14kg



※専用ベッドガードは本体に収納できません。ご注意ください。

**緊災用ムーブ**

TB-983

¥80,000(税別)

有孔緊災用ムーブ

TB-983U

¥80,000(税別)

- 緊急災害時に役立つ軽量コンパクトな折りたたみ式ポータブルベッド。
- キャリーバッグに収納できる専用点滴棒＆かどまるマクラ(小高)付き。
- 衛生的なクロムメッキ加工。床面をキズから守る専用脚キャップ付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	40	45	50	55	60	65	70	75
長さ	170		180		190		200	
高さ	40	45	50	55	60	65	65	

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約15kg (幅50×長さ180cm製作時)

**カスタム**

TB-197

¥86,000(税別)

有孔カスタム

TB-197U

¥86,000(税別)

- シート上面に施術中の滑りを防止するストップレザー(黒色)を加工。
- 安全なワンタッチロックステー式の折りたたみ式ポータブルベッド。
- 持ち運びでの実用性を考慮した軽量でコンパクトなスチール枠構造。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	40	45	50	55	60	65	70	75
長さ	170		180		190		200	
高さ	42	47	52	57	62	67		

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:5cm ●重量:約16kg

※滑り止め(ストップレザー)の黒色は変更できません。ご注意ください。

**リーガ**

TB-410

¥95,000(税別)

- うつ伏せでの呼吸を体格に応じて楽にする長さ30cmの長穴有孔加工。
- 安全なワンタッチロックステー式の折りたたみ式ポータブルベッド。
- 持ち運びでの実用性を考慮した軽量でコンパクトなスチール枠構造。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	40	45	50	55	60	65	70	75
長さ	170		180		190		200	
高さ	42	47	52	57	62	67		

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:5cm ●重量:約20kg (幅60×長さ180cm製作時)

**クルーズ**

TB-270

¥110,000(税別)

- 埋込式ケアーフェイスマット(TB-77C-28) & 埋込式無孔マット付き。
- 安全なワンタッチロックステー式の折りたたみ式ポータブルベッド。
- 持ち運びでの実用性を考慮した軽量でコンパクトなスチール枠構造。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	55	60	65	70
長さ	180		190	
高さ	52	57	62	67

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:5cm (本体) ●重量:約23kg (幅60×長さ190cm製作時)

※オメガDXベッド用綿製カバー(P373参照)



※画像は有孔タイプです。

ムーブフェイス

TB-109

¥74,000(税別)

有孔ムーブフェイス

TB-109U

¥74,000(税別)

- うつ伏せを快適にする差込式のフェイス型ヘッド・アームマット付き。
- 安全なワンタッチロックステー式の折りたたみ式ポータブルベッド。
- 持ち運びでの実用性を考慮した軽量でコンパクトなスチール枠構造。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	
高さ	40	45	50	55	60	65		

※上記の長さに差込式フェイスマットの長さ(約30cm)は含まれておません。

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm(本体) ●重量:約16kg



※画像は有孔タイプです。

レイク

TB-317

¥120,000(税別)

有孔レイク

TB-317U

¥120,000(税別)

- 体圧分散性と衝撃吸収性に優れている低反発ウレタンフォームを採用。
- うつ伏せを快適にする差込式のフェイス型ヘッド・アームマット付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。


幅	50	55	60	65	70	75
長さ	170		180		190	200
高さ	42	47	52	57	62	67

※上記の長さに差込式フェイスマットの長さ(約30cm)は含まれておません。

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:5cm(本体) ●重量:約18kg(幅50cm製作時)



※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。



ラビット

TB-392

¥90,000(税別)

有孔ラビット

TB-392U

¥90,000(税別)

- うつ伏せを快適にする差込式のフェイス型ヘッド・アームマット付き。
- 患者様の身長に応じて20cmの伸縮が可能なフットレスト機能付き。
- 安全なワンタッチロックステー式の折りたたみ式ポータブルベッド。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	55	60	65	70
長さ	140~160		150~170	
高さ	45	50	55	60

※上記の長さに差込式フェイスマットの長さ(約30cm)は含まれておません。

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm(本体) ●重量:約19kg



※画像は有孔タイプです。

コスマス

TB-964

¥90,000(税別)

有孔コスマス

TB-964U

¥90,000(税別)

- 操作性が容易なALLレバー式無段階角度調節機能付き。背角度0~30°。
- 施術の様々な用途に対応した最適なサイズバリエーションを実現。
- 安全なワンタッチロックステー式の折りたたみ式ポータブルベッド。


▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	40	45	50	55	60	65	70	75
長さ	180		190		200			
高さ	50	55	60	65				

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約17kg(幅50×長さ180cm製作時)





コスモスDX

TB-965

¥100,000(税別)

有孔コスモスDX

TB-965U

¥100,000(税別)

- 操作性が容易なALLレバー式無段階角度調節機能付き。背角度0~30°。
- 5cmのクッション厚で快適性を追求した頑丈設計のスチール枠構造。
- 安全なワンタッチロックステー式の折りたたみ式ポータブルベッド。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	40	45	50	55	60	65	70	75
長さ	180							190
高さ	52							62

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:5cm ●重量:約23kg(幅60×長さ180cm製作時)



整体ムーブ

TB-128

¥115,000(税別)

- ハイレベルなうつ伏せ施術を実現する前開き有孔加工付きプロ仕様。
- 安全なワンタッチロックステー式の折りたたみ式ポータブルベッド。
- 持ち運びでの実用性を考慮した軽量でコンパクトなスチール枠構造。

▼サイズ [単位:cm]

幅	33/45
長さ	180
高さ	42

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:8cm ●重量:約20kg



フロアベッド

TB-1407

¥80,000(税別)

有孔フロアベッド

TB-1407U

¥80,000(税別)

- 持ち運びが可能な低床型組立不要の折りたたみ式ポータブルベッド。
- 持ち運びでの実用性を考慮した軽量でコンパクトなスチール枠構造。
- 環境に優しい粉末塗装。床面をキズから守る専用脚キャップ付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	40	45	50	55	60	65	70	75
長さ	170							180
高さ	12							12

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約14kg



a テーピングテーブル

TB-486 ¥68,000(税別)

- スポーツ選手の為のテーピング専用テーブル。脚部折りたたみ式。
- 安全なワンタッチロックステー式の折りたたみ式ポータブルベッド。
- 持ち運びでの実用性を考慮した軽量でコンパクトなスチール枠構造。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70	75
長さ	120			130
高さ	55	60	65	70

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:2cm ●重量:約15kg(幅60×長さ120×高さ90cm製作時)

b テーピングテーブル用キャリーバッグ TB-487 ¥13,000(税別)

▼黒字が標準サイズとなります。
 ●幅60・65・70・75cm 長さ110・120・130・140cm
 ●ナイロン100% 裏:PVC(塩化ビニル)加工



ローズ60

TB-381-01

¥57,000(税別)

- 軽さと実用性を優先する幅60cmを標準設定した木製ポータブルベッド。
- 6cmの高反発・高密度ウレタンを採用。便利なフタクッション付き。
- 安全性と強度を優先したダブルノブネジ式7段階式高さ調節機能付き。

▼サイズ [単位:cm]

幅	60
長さ	183
高さ	45/65 (7段階調節)

オリジナルレザー(3色対応)

◀レザー色をご指定ください。[下記参照]

- クッション厚:6cm
- 重量:約14kg



アイボリー メディブルー メディグリーン

※耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚・難燃
RoHS対応

ローズ70

TB-381-02

¥60,000(税別)

- 安定感のあるワイドな幅70cmを標準設定した木製ポータブルベッド。
- 6cmの高反発・高密度ウレタンを採用。便利なフタクッション付き。
- 安全性と強度を優先したダブルノブネジ式7段階式高さ調節機能付き。

▼サイズ [単位:cm]

幅	70
長さ	183
高さ	45/65 (7段階調節)

オリジナルレザー(3色対応)

◀レザー色をご指定ください。[下記参照]

- クッション厚:6cm
- 重量:約15kg



アイボリー メディブルー メディグリーン

※耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚・難燃
RoHS対応

カルロス60

TB-209-01

¥70,000(税別)

- 省スペース&実用性の幅60cmを標準設定した木製ポータブルベッド。
- 6cmの高反発・高密度ウレタンを採用。差込式フェイスマット付き。
- 安全性と強度を優先したダブルノブネジ式7段階式高さ調節機能付き。

▼サイズ [単位:cm]

幅	60
長さ	183
高さ	45/65 (7段階調節)

※上記の長さに差込式フェイスマットの長さ(約30cm)は含まれておりません。

オリジナルレザー(3色対応)

◀レザー色をご指定ください。[下記参照]

- クッション厚:6cm(本体)
- 重量:約15kg



アイボリー メディブルー メディグリーン

※耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚・難燃
RoHS対応

カルロス70

TB-209-02

¥73,000(税別)

- 安定感のあるワイドな幅70cmを標準設定した木製ポータブルベッド。
- 6cmの高反発・高密度ウレタンを採用。差込式フェイスマット付き。
- 安全性と強度を優先したダブルノブネジ式7段階式高さ調節機能付き。

▼サイズ [単位:cm]

幅	70
長さ	183
高さ	45/65 (7段階調節)

※上記の長さに差込式フェイスマットの長さ(約30cm)は含まれおりません。

オリジナルレザー(3色対応)

◀レザー色をご指定ください。[下記参照]

- クッション厚:6cm(本体)
- 重量:約16kg



アイボリー メディブルー メディグリーン

※耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚・難燃
RoHS対応

**マリー**

TB-1103

¥75,000(税別)

- 夢の9kg台を実現した超軽量アルミニウム仕様のポータブルベッド。
- 海外等の長時間の移動でも楽に持ち運びができるコンパクトサイズ。
- 操作性と安全性を優先したブッシュ式6段階式高さ調節機能付き。

▼サイズ [単位:cm]

幅	52
長さ	170
高さ	52/67 (6段階調節)

オリジナルレザー(3色対応)

◀レザー色をご指定ください。[下記参照]

- クッション厚:6cm ●重量:約9kg
-
-

アイボリー	メディブルー	メディグリーン
-------	--------	---------

※耐アルコール・耐次亜塙素酸・抗菌・防汚・難燃
RoHS対応**サンタナ**

TB-1104

¥88,000(税別)

- 軽量10kg台を実現した超軽量アルミニウム仕様のポータブルベッド。
- 差込式フェイスマット付き。楽に持ち運びができるコンパクト設計。
- 操作性と安全性を優先したブッシュ式6段階式高さ調節機能付き。

▼サイズ [単位:cm]

幅	52
長さ	170 ※差込式フェイスマットの長さ(約30cm)は含まれておりません。
高さ	52/67 (6段階調節)

オリジナルレザー(3色対応)

◀レザー色をご指定ください。[下記参照]

- クッション厚:6cm (本体) ●重量:約10kg
-
-

アイボリー	メディブルー	メディグリーン
-------	--------	---------

※耐アルコール・耐次亜塙素酸・抗菌・防汚・難燃
RoHS対応**ニール**

TB-1499

¥86,000(税別)

- 軽量化と待望サイズを実現したアルミニウム仕様のポータブルベッド。
- シート(天板)の四隅コーナーをやさしく演出するかどまる加工を採用。
- 高さ調節がワンタッチで可能なブッシュ式6段階式高さ調節機能付き。

▼サイズ [単位:cm]

幅	70
長さ	183
高さ	51/65 (6段階調節)

オリジナルレザー(3色対応)

◀レザー色をご指定ください。[下記参照]

- クッション厚:6cm (本体) ●重量:約11kg
-
-

アイボリー	メディブルー	メディグリーン
-------	--------	---------

※耐アルコール・耐次亜塙素酸・抗菌・防汚・難燃
RoHS対応**ジャニー**

TB-1500

¥99,000(税別)

- 軽量化と待望サイズを実現したアルミニウム仕様のポータブルベッド。
- シート(天板)の四隅コーナーをやさしく演出するかどまる加工を採用。
- ブッシュ式6段階式高さ調節機能付き。差込式フェイスマット付き。

▼サイズ [単位:cm]

幅	70
長さ	183 ※差込式フェイスマットの長さ(約30cm)は含まれておりません。
高さ	51/65 (6段階調節)

オリジナルレザー(3色対応)

◀レザー色をご指定ください。[下記参照]

- クッション厚:6cm (本体) ●重量:約12kg
-
-

アイボリー	メディブルー	メディグリーン
-------	--------	---------

※耐アルコール・耐次亜塙素酸・抗菌・防汚・難燃
RoHS対応



グランドチルト

TB-1490

¥66,000(税別)

- フェイシャルからリフレクソロジーの快適を実現したサロンポータブル。
- 埋込式フェイスマット&埋込式無孔マット付き。背角度24段階0~60°。
- 安定感のある人気の幅70cm。操作が容易な8段階式高さ調節機能付。

▼サイズ [単位:cm]

幅	70
長さ	183
高さ	58/80 (8段階調節)

オリジナルレザー(3色対応)

◀レザー色をご指定ください。[下記参照]

- クッション厚:6cm
- 重量:約21kg



※TB-1020 差込式フェイスがオプションで装着可能です。

アイボリー	メディブルー	メディグリーン
-------	--------	---------

※耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚・難燃
RoHS対応

a 差込式フェイス

TB-1020

¥13,000(税別)

- ローズ60(70)・マリーに後付け可能な多機能脱着式フェイスマット。
- 最適な施術ポジションを提供する無段階角度調節機能付きフェイス。

- サイズ:幅29cm 長さ29cm 高さ8cm
- 重量:約0.7kg

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

b アームマット

TB-389


¥5,000(税別)

- うつ伏せでの施術を快適にするレザー製アームマット。
- 長時間の施術でも患者様の緊張を緩和することが可能な手置き台。

- サイズ:幅20cm 長さ55cm

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]



ポータルマット

TB-475

¥48,000(税別)

- 適度な硬さと反発力を持った三つ折り式レザー製ポータブルマット。
- 屋内での出張施術を目的とした長時間の移動にも便利な軽量タイプ。
- 移動時のキズや汚れをシャットアウトする専用キャリーバッグ付き。


▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	40	45	50	55	60	65	70	75
長さ							180	190
厚み								5

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:5.5cm
- 重量:約4kg (幅55×長さ180cm製作時)

ブルー グリーン エンジ ブラック ◀バッグ専用色:4色からお選びいただけます。
ナイロン100% 裏:PVC(塩化ビニル)加工。

ポータブルハードマットレス

TB-1170

¥50,000(税別)

- 適度な硬さと柔軟性を実現する三つ折りタイプのハードマットレス。
- 吸水性・発散性が高いお肌にやさしい綿100%生地を採用。洗濯可能。
- 移動時の破損や汚れからシャットアウトする専用キャリーバッグ付き。

- 幅:83cm 長さ:191cm 厚み:8cm

- 重量:約4kg

▼マットレス:綿カラー7色からお選びいただけます。

白	グリーン	ブルー	ピンク	イエロー	キャメル	ブラウン
ブルー	グリーン	エンジ	ブラック			

◀バッグ専用色:4色からお選びいただけます。
ナイロン100% 裏:PPC(塩化ビニル)加工

**キャリーバッグ**

TB-1120

¥13,000(税別)

- 運搬時のキズや汚れからレザーを守るナイロン100%の頑丈なバッグ。
- 開口部を広くして出し入れがしやすいダブルファスナー方式を採用。
- 移動する際の肩にかかる負担を軽減する便利な補助ストラップ付き。

▼サイズ(ご使用するベッドサイズ)をご指定ください。[単位:cm]

幅	40	45	50	55	60	65	70	75
長さ	170		180		190		200	

●ナイロン100% 裏:PVC(塩化ビニル)加工 ●重量:約1kg

●運搬時のご負担を軽減させる補助ストラップ付き

※ご注文時にはご使用されるベッドの製品名を必ずご提示ください。

ブルー グリーン エンジ ブラック

◀バッグ専用色:4色からお選びいただけます。

**キャスター付キャリーバッグ**

TB-1121

¥16,000(税別)

- 運搬時のキズや汚れからレザーを守るナイロン100%の頑丈なバッグ。
- 開口部を広くして出し入れがしやすいダブルファスナー方式を採用。
- 移動する際の肩にかかる負担を軽減する便利な補助ストラップ付き。

▼サイズ(ご使用するベッドサイズ)をご指定ください。[単位:cm]

幅	40	45	50	55	60	65	70	75
長さ	170		180		190		200	

●ナイロン100% 裏:PVC(塩化ビニル)加工 ●重量:約4kg

●運搬時のご負担を軽減させる補助ストラップ付き

※ご注文時にはご使用されるベッドの製品名を必ずご提示ください。

ブルー グリーン エンジ ブラック

◀バッグ専用色:4色からお選びいただけます。

**a ハードバッグ**

TB-1286-01

¥22,000(税別)

b キャスター付ハードバッグ

TB-1286-02

¥25,000(税別)

- 運搬時の衝撃や激しい摩耗にも実力を発揮するハード仕様のバッグ。
- 優れた強靭性を保持する耐久性の高い新素材を採用。撥水加工付き。
- 長さ調節機能付き肩掛けショルダーベルト。負担軽減の肩パット付き。

▼サイズ(ご使用するベッドサイズ)をご指定ください。[単位:cm]

幅	40	45	50	55	60	65	70	75
長さ	170		180		190		200	

●ナイロン100% 裏:軽量樹脂加工 ●重量:**a**約1.5kg **b**約4.5kg

●運搬時のご負担を軽減させる補助ストラップ付き

●カラー:ハードバッグ専用色/ブラック

※ご注文時にはご使用されるベッドの製品名を必ずご提示ください。

**保護カバー**

TB-492

¥3,800(税別)

- 運搬時のキズや汚れからレザーを守る簡易的な不織布保護カバー。
- 洗濯ができる頑丈な材質の不織布を採用した衛生的で実用的製品。

▼サイズ(ご使用するベッドサイズ)をご指定ください。[単位:cm]

幅	40	45	50	55	60	65	70	75
長さ	170		180		190		200	

●素材:ポリプロピレン不織布 ●簡単・便利なマジックテープ開閉式。

●ファスナー、ストラップ無しなので、コンパクトに収納可能。お洗濯も可能です。

※持ち運びの際、ベッドのトッテ部分を持っていただく仕様です。

※ご注文時にはご使用されるベッドの製品名を必ずご提示ください。

※お洗濯の際、他の繊維が付着する可能性があります。なるべくカバーのみでお洗濯してくださいことをお薦めします。

ホワイト ブラック ピンク グリーン ブルー ブラウン グレー ベージュ 不織布カラー
8色からお選びいただけます。