

マッサージチェアシリーズ

photo/GSラウンドチェア-Nタイプ TB-567 [P184]





MRポータル TB-1052

¥63,000(税別)

- 体圧分散性と衝撃吸収性に優れている低反発ウレタンフォームを採用。
- クイックマッサージに最適な折りたたみ式軽量ポータルチェア。
- 座位の状態からリラックスしてマッサージを提供する椅子型施術台。

▼サイズ [単位: cm]

幅	50	奥行	85	高さ	116
---	----	----	----	----	-----

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 4cm(座部・手置き)・6cm(胸部)・3cm(膝置き)

●重量: 約14kg

●ヘッド: フェイスマット・無段階角度調節機能

●手置き: ラウンド型アームレスト・3段階高さ調節機能

●座部: 3段階高さ調節機能

※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。



SDポータル TB-1042

¥58,000(税別)

- クイックマッサージに最適な折りたたみ式軽量ポータルチェア。
- 座位の状態からリラックスしてマッサージを提供する椅子型施術台。

▼サイズ [単位: cm]

幅	50	奥行	85	高さ	116
---	----	----	----	----	-----

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 4cm(座部・手置き)・6cm(胸部)・3cm(膝置き)

●重量: 約14kg

●ヘッド: フェイスマット・無段階角度調節機能

●手置き: ラウンド型アームレスト・3段階高さ調節機能

●座部: 3段階高さ調節機能



ポータル用キャリーバッグ

TB-1081

¥13,000(税別)

- 運搬時のキズや汚れからレザーを守るナイロン100%の頑丈バッグ。
- 開口部を広くして出し入れがしやすいダブルファスナー方式を採用。
- 移動する際の肩にかかる負担を軽減する便利な補助ストラップ付き。

▼サイズ [単位: cm]

幅	50	長さ	110	厚み	18
---	----	----	-----	----	----

●ナイロン100% 裏: PVC(塩化ビニル)加工。

●運搬時のご負担を軽減させる補助ストラップ付き。

ブルー

グリーン

エンジ

ブラック

◀バッグ専用色: 4色からお選びいただけます。



クイックチェア

TB-676

¥55,000(税別)

- クイックマッサージに最適な軽量コンパクトでシンプルな機能性。
- 座位の状態からリラックスしてマッサージを提供する椅子型施術台。

▼サイズ [単位: cm]

幅	51	奥行	85	高さ	116(座高41/46)
---	----	----	----	----	--------------

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●重量: 約14kg

●ヘッド&バスト: 長穴有孔(8×28cm)・フック式5段階角度調節機能

●座部: 6cmクッション ●手置き: 円柱型アームレスト

●膝置き: 無し ●前ボール&後ボール: 高さ固定式



ラウンドチェアー

TB-517

¥90,000(税別)

- 入門用としても扱いやすいスタンダードで廉価なコンパクト設計。
- 座位の状態からリラックスしてマッサージを提供する椅子型施術台。

▼サイズ [単位: cm]

幅	奥行	高さ
50	90	85~120

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●重量: 約19kg

- ヘッド: 縦型ヘッド・ラチェット式15段階角度調節・小マクラ付き
- バスト: フック式9段階角度調節機能 ●座部: 直径31cm
- 手置き: ラウンド型アームレスト ●膝置き: 無し
- 前ボール: ストッパー付き6段階高さ調節機能・ノブネジ2カ所止め
- 後ボール: 高さ固定式

※ロールペーパー取付金具標準装備。(ロールペーパー1本付属)



ラウンドチェアーNタイプ

TB-519

¥110,000(税別)

- 患者様をしっかりとホールドする安定性の高い多機能な膝置き台付き。
- 座位の状態からリラックスしてマッサージを提供する椅子型施術台。

▼サイズ [単位: cm]

幅	奥行	高さ
50	90	85~120

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●重量: 約23kg

- ヘッド: 縦型ヘッド・ラチェット式15段階角度調節機能・小マクラ付き
- バスト: フック式9段階角度調節機能 ●座部: 直径31cm
- 手置き: ラウンド型アームレスト
- 膝置き: 7段階高さ調節・5段階角度調節機能・脱着可能
- 前ボール: ストッパー付き6段階高さ調節機能・ノブネジ2カ所止め
- 後ボール: 高さ固定式

※ロールペーパー取付金具標準装備。(ロールペーパー1本付属)



ラウンドチェアーCタイプ

TB-521

¥90,000(税別)

- 入門用としても扱いやすいスタンダードで廉価なコンパクト設計。
- 座位の状態からリラックスしてマッサージを提供する椅子型施術台。

▼サイズ [単位: cm]

幅	奥行	高さ
50	90	85~120

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●重量: 約19kg

- ヘッド: フェイスマット・ラチェット式15段階角度調節機能
- バスト: フック式9段階角度調節機能 ●座部: 直径31cm
- 手置き: ラウンド型アームレスト ●膝置き: 無し
- 前ボール: ストッパー式6段階高さ調節機能・ノブネジ2カ所止め
- 後ボール: 高さ固定式



ラウンドチェアーFタイプ

TB-518

¥110,000(税別)

- 患者様をしっかりとホールドする安定性の高い多機能な膝置き台付き。
- 座位の状態からリラックスしてマッサージを提供する椅子型施術台。

▼サイズ [単位: cm]

幅	奥行	高さ
50	90	85~120

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●重量: 約23kg

- ヘッド: フェイス型ヘッド・ラチェット式15段階角度調節機能
- バスト: フック式9段階角度調節機能 ●座部: 直径31cm
- 手置き: ラウンド型アームレスト
- 膝置き: 7段階高さ調節・5段階角度調節機能・脱着可能
- 前ボール: ストッパー式6段階高さ調節機能・ノブネジ2カ所止め
- 後ボール: 高さ固定式



ラウンドAタイプ

TB-523

¥120,000(税別)

- 各部位の高さ調節から角度調節まで本格的な施術に対応するプロ仕様。
- 座位の状態からリラックスしてマッサージを提供する椅子型施術台。

▼サイズ [単位: cm]

幅	50	奥行	90	高さ	85~120 (座高44~56)
---	----	----	----	----	------------------

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●重量: 約21kg

- ヘッド: フェイス型ヘッド・ラチェット式15段階角度調節機能
- バスト: フック式9段階角度調節機能 ●座部: 直径31cm
- 手置き: ラウンド型アームレスト
- 膝置き: 7段階高さ調節・5段階角度調節機能・脱着可能。
- 前ボール: ストッパー式6段階高さ調節機能・ノブネジ2カ所止め
- 後ボール: ストッパー式5段階高さ調節機能・ノブネジ2カ所止め



ラウンドBタイプ

TB-542

¥120,000(税別)

- 各部位の高さ調節から角度調節まで本格的な施術に対応するプロ仕様。
- 座位の状態からリラックスしてマッサージを提供する椅子型施術台。

▼サイズ [単位: cm]

幅	50	奥行	90	高さ	85~120 (座高44~56)
---	----	----	----	----	------------------

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●重量: 約21kg

- ヘッド: 縦型ヘッド・ラチェット式15段階角度調節機能・小マクラ付き
- バスト: フック式9段階角度調節機能 ●座部: 直径31cm
- 手置き: ラウンド型アームレスト
- 膝置き: 7段階高さ調節・5段階角度調節機能・脱着可能
- 前ボール: ストッパー式6段階高さ調節機能・ノブネジ2カ所止め
- 後ボール: ストッパー式5段階高さ調節機能・ノブネジ2カ所止め

※ロールペーパー取付金具標準装備。(ロールペーパー1本付属)



GSラウンドチェア

TB-1023

¥110,000(税別)

- 座部の高さ調節を容易にできるガスシリンダー式を採用した廉価版。
- 座位の状態からリラックスしてマッサージを提供する椅子型施術台。

▼サイズ [単位: cm]

幅	50	奥行	100	高さ	115
---	----	----	-----	----	-----

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●重量: 約20kg

- ヘッド: 縦型ヘッド・ラチェット式15段階角度調節機能・小マクラ付き
- バスト: フック式9段階角度調節機能
- 手置き: ラウンド型アームレスト
- 膝置き: 無し
- 前ボール: 高さ固定式
- 後ボール: ガスシリンダー式無段階高さ調節・46~55cm

※ロールペーパー取付金具標準装備。(ロールペーパー1本付属)



GSラウンドCタイプ

TB-522

¥110,000(税別)

- 座部の高さ調節を容易にできるガスシリンダー式を採用した廉価版。
- 座位の状態からリラックスしてマッサージを提供する椅子型施術台。

▼サイズ [単位: cm]

幅	50	奥行	100	高さ	115
---	----	----	-----	----	-----

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●重量: 約20kg

- ヘッド: フェイス型ヘッド・ラチェット式15段階角度調節機能
- バスト: フック式9段階角度調節機能 ●座部: 360°旋回式
- 手置き: ラウンド型アームレスト ●膝置き: 無し
- 前ボール: 高さ固定式
- 後ボール: ガスシリンダー式無段階高さ調節機能・46~55cm



GSラウンドチェア-Nタイプ

TB-567

¥130,000(税別)

- 座部の高さ調節を起点として各部位の調節を行える多機能コンパクト。
- 座位の状態からリラックスしてマッサージを提供する椅子型施術台。

▼サイズ [単位: cm]

幅	50	奥行	100	高さ	115
---	----	----	-----	----	-----

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●重量: 約24kg



- ヘッド: 縦型ヘッド・ラチェット式15段階角度調節機能・小マクラ付き
- バスト: フック式9段階角度調節機能 ●座部: 360° 旋回式
- 手置き: ラウンド型アームレスト
- 膝置き: 7段階高さ調節・5段階角度調節機能・脱着可能
- 前ボール: 高さ固定式
- 後ボール: ガスシリンダー式無段階高さ調節・46~55cm

※ロールペーパー取付金具標準装備。(ロールペーパー1本付属)



GSラウンドFタイプ

TB-453

¥130,000(税別)

- 座部の高さ調節を起点として各部位の調節を行える多機能コンパクト。
- 座位の状態からリラックスしてマッサージを提供する椅子型施術台。

▼サイズ [単位: cm]

幅	50	奥行	100	高さ	115
---	----	----	-----	----	-----

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●重量: 約24kg



- ヘッド: フェイス型ヘッド・ラチェット式15段階角度調節機能
- バスト: フック式9段階角度調節機能 ●座部: 360° 旋回式
- 手置き: ラウンド型アームレスト
- 膝置き: 7段階高さ調節・5段階角度調節機能・脱着可能
- 前ボール: 高さ固定式
- 後ボール: ガスシリンダー式無段階高さ調節・46~55cm



GSラウンドEタイプ

TB-1174

¥170,000(税別)

- クイックマッサージの領域を広げる回転収納式肘置き台を標準装備。
- 座部の高さ調節を起点として各部位の調節を行える多機能コンパクト。

▼サイズ [単位: cm]

幅	60	奥行	100	高さ	115
---	----	----	-----	----	-----

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●重量: 約28kg



- ヘッド: 縦型ヘッド・ラチェット式15段階角度調節機能・小マクラ付き
- バスト: フック式9段階角度調節機能
- 座部: 360° 旋回式
- 手置き: ラウンド型アームレスト ●肘置き: 90° 回転式
- 膝置き: 7段階高さ調節・5段階角度調節機能・脱着可能
- 前ボール: 高さ固定式
- 後ボール: ガスシリンダー式無段階高さ調節・46~55cm

※ロールペーパー取付金具標準装備。(ロールペーパー1本付属)



ラウンドマタニティー

TB-783

¥125,000(税別)

- 産前産後の妊婦さんに楽な体勢を実現する専用設計の椅子型施術台。
- 顔・胸・腹・座の圧迫感を極力軽減するマタニティーの為の新機能。

▼サイズ [単位: cm]

幅	50	奥行	95	高さ	95~120
---	----	----	----	----	--------

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]


●重量: 約23kg




- ヘッド: 低反発フェイス型ヘッド・ラチェット式15段階角度調節機能
- バスト: エアホール標準加工・フック式9段階角度調節機能
- 座部: U字型座面 ●手置き: ラウンド型アームレスト
- 膝置き: 7段階高さ調節・5段階角度調節機能・脱着可能
- 前ボール: ストッパー式6段階高さ調節機能・ノブネジ2カ所止め
- 後ボール: ストッパー式5段階高さ調節機能・ノブネジ2カ所止め

UTILITY

ユーティリティシリーズ photo/電動パーソナル TB-1491 [P198]





※画像は有孔タイプです。

ライトフェイスル

TB-872

¥58,000(税別)

有孔ライトフェイスル

TB-872U

¥65,500(税別)

- フェイスル等のエステ専用開発された廉価版マッサージベッド。
- シングルALレバー式無段階角度調節機能。背0°~70°。脚30°~55°。
- 床面との隙間を微調整できる直径3.8cmの便利なアジャスター付き。


▼サイズ [単位: cm]

幅	56
長さ	180
座高	60

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 6.5cm ●重量: 約24kg



※画像は有孔タイプです。

ライトフェイスル2型

TB-873

¥63,000(税別)

有孔ライトフェイスル2型

TB-873U

¥70,500(税別)

- フェイスル等のエステ専用開発された廉価版マッサージベッド。
- シングルALレバー式無段階角度調節機能。背0°~70°。脚30°~55°。
- 安全でスムーズなベッドの乗降を実現する回転式アームレストを採用。

▼サイズ [単位: cm]

幅	56
長さ	180
座高	60

※上記の幅にアームレストの幅(約8cm×2)は含まれておりません。

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 6.5cm (本体) ●重量: 約25kg

**グランドフェイスル**

TB-1269

¥125,000(税別)

- フェイスル等のエステ専用開発されたエグゼクティブモデル。
- ダブルALレバー式無段階角度調節機能。背0°~70°。脚0°~55°。
- 床面との隙間を微調整できる直径3.8cmの便利なアジャスター付き。

▼サイズ [単位: cm]

幅	75
長さ	190
座高	63

※上記の幅にアームレストの幅(約12cm×2)は含まれておりません。

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 5/8cm (本体) ●重量: 約32kg



※画像は有孔タイプです。

マイティー

TB-535

¥90,000(税別)

有孔マイティー

TB-535U

¥97,500(税別)

- 頑丈設計のダブルAL式無段階角度調節機能。背0°~80°。脚10°~45°。
- 整体等の強いマッサージからフェイスルまで活用できる万能施術台。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	175				185			
座高	50	55	60	65	70			

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 7cm ●重量: 約38kg





有孔フタ付マイティー

TB-191

¥102,500(税別)

- 瞬時に無孔へ切り替えることができる同色専用フタクッション付き。
- 頑丈設計のダブルAL式無段階角度調節機能。背0°~80°。脚10°~45°。
- 整体等の強いマッサージからフェイシャルまで活用できる万能施術台。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	175				185			
座高	50	55	60	65	70			

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 7cm (本体) ●重量: 約39kg



かどまる



※画像は有孔タイプです。

メトロ

TB-260

¥117,000(税別)

有孔メトロ

TB-260U

¥124,500(税別)

- 体圧分散性と衝撃吸収性に優れている低反発ウレタンフォームを採用。
- 頑丈設計のダブルAL式無段階角度調節機能。背0°~80°。脚10°~45°。
- 整体等の強いマッサージからフェイシャルまで活用できる万能施術台。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	175				185			
座高	50	55	60	65	70			

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 7cm ●重量: 約38kg



かどまる

※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。



マイティームーブ

TB-1395

¥126,000(税別)

有孔マイティームーブ

TB-1395U

¥133,500(税別)

- 車輪停止&旋回停止を行える直径7.5cmのダブルロック式キャスター。
- 頑丈設計のダブルAL式無段階角度調節機能。背0°~80°。脚10°~45°。
- 整体等の強いマッサージからフェイシャルまで活用できる万能施術台。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	175				185			
座高	50	55	60	65	70			

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 7cm ●重量: 約40kg



かどまる



※画像は有孔タイプです。

クイーン

TB-399

¥207,000(税別)

有孔クイーン

TB-399U

¥214,500(税別)

- ワイドサイズを標準設定した整体からフェイシャルまでの万能施術台。
- 頑丈設計のダブルAL式無段階角度調節機能。背0°~80°。脚10°~45°。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm]

幅	75	80	85	90	
長さ	175		185		
座高	50	55	60	65	70

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 7cm ●重量: 約58kg



かどまる



マイティー2型

TB-537

¥108,000(税別)

有孔マイティー2型

TB-537U

¥115,500(税別)

- 安全性と安心感のリラックスした状態を提供できるアームレスト付き。
- 頑丈設計のダブルAL式無段階角度調節機能。背0～80°。脚10～45°。
- 整体等の強いマッサージからフェイシャルまで活用できる万能施術台。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	175				185			
座高	50	55	60	65	70			

※上記の幅にアームレストの幅(約9cm×2)は含まれておりません。

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 7cm (本体) ●重量: 約42kg



オメガマイティー2型

TB-973

¥140,000(税別)

- 埋込式ケアフェイスマット(TB-77C-2B) & 埋込式無孔マット付き。
- 頑丈設計のダブルAL式無段階角度調節機能。背0～80°。脚10～45°。
- 安全性と安心感のリラックスした状態を提供できるアームレスト付き。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	175				185			
座高	50	55	60	65	70			

※上記の幅にアームレストの幅(約9cm×2)は含まれておりません。

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 7cm (本体) ●重量: 約45kg



レモン

TB-387

¥117,000(税別)

- 長さ50cmの背もたれシートが肩から頭首まわりの容易な施術を実現。
- 安全性と安心感のリラックスした状態を提供できるアームレスト付き。
- 頑丈設計のダブルAL式無段階角度調節機能。背0～80°。脚10～45°。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	157							
座高	50	55	60	65	70			

※上記の幅にアームレストの幅(約9cm×2)は含まれておりません。

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 7cm (本体) ●重量: 約38kg



プラナ

TB-246

¥92,250(税別)

有孔プラナ

TB-246U

¥99,750(税別)

- 頑丈設計のダブルAL式無段階角度調節機能。背0～80°。脚10～45°。
- 整体等の強いマッサージからフェイシャルまで活用できる万能施術台。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	175				185			
座高	50	55	60	65	70			

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 7cm ●重量: 約37kg



※画像は有孔タイプです。



マリン

TB-293

¥110,250(税別)

有孔マリン

TB-293U

¥117,750(税別)

- 安全性と安心感のリラックスした状態を提供できるアームレスト付き。
- 頑丈設計のダブルAL式無段階角度調節機能。背0°~80°。脚10°~45°。
- 整体等の強いマッサージからフェイシャルまで活用できる万能施術台。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	175				185			
座高	50	55	60	65	70			

※上記の幅にアームレストの幅(約9cm×2)は含まれておりません。

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 7cm (本体) ●重量: 約38kg



かどまる



ジェンヌ

TB-480

¥162,000(税別)

有孔ジェンヌ

TB-480U

¥169,500(税別)

- 安全性と安心感のリラックスした状態を提供できるアームレスト付き。
- レバー操作のガスシリンダー式角度調節機能。背0°~80°。脚10°~45°。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	175				185			
座高	50	55	60	65	70			

※上記の幅にアームレストの幅(約9cm×2)は含まれておりません。

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 7cm (本体) ●重量: 約38kg



かどまる

※角度調節レバーの取付位置は左右をお選びいただけます。ご指定のない場合は着座時左側が標準位置となります。



ジェンティー

TB-698

¥170,000(税別)

有孔ジェンティー

TB-698U

¥177,500(税別)

- 乗降を安全にスムーズに行える6段階角度調節機能付きアームレスト。
- レバー操作のガスシリンダー式角度調節機能。背0°~80°。脚10°~45°。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	175				185			
座高	50	55	60	65	70			

※上記の幅にアームレストの幅(約9cm×2)は含まれておりません。

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 7cm (本体) ●重量: 約38kg



かどまる

※角度調節レバーの取付位置は左右を選べます。ご指定のない場合は着座時左側が標準です。



GSエスティー

TB-863

¥140,000(税別)

有孔GSエスティー

TB-863U

¥147,500(税別)

- 連動式角度調節機能付き手動エステベッド。背0°~80°。脚0°~90°。
- 背と脚が連動して同時に動く簡単なレバー操作のガスシリンダー式。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm]

幅	50	55	60	65
長さ	180			
座高	60	65	70	

※上記の幅にアームレストの幅(約9cm×2)は含まれておりません。

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 7.5cm (本体) ●重量: 約49kg



かどまる

※角度調節レバーの取付位置は左右を選べます。ご指定のない場合は着座時左側が標準です。

**エスティー2型**

TB-695

¥178,000(税別)

有孔エスティー2型

TB-695U

¥185,500(税別)

- 足を快適にサポートするフルフラット機能付きフットレストを標準。
- レバー操作のガスシリンダー式角度調節機能。背0°~80°。脚10°~90°。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	200							
座高	55		60		65		70	

※上記の幅にアームレストの幅(約9cm×2)は含まれておりません。

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:7cm(本体) ●重量:約41kg

※角度調節レバーの取付位置は左右を選べます。ご指定のない場合は着座時左側が標準です。

**ベッカー**

TB-413

¥144,000(税別)

- うつ伏せ時に快適な取り外し可能な差込式フェイスマット1個付き。
- 頑丈設計のダブルAL式無段階角度調節機能。背0°~80°。脚10°~45°。
- 安全性と安心感のリラックスした状態を提供できるアームレスト付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	157							
座高	50		55		60		65	

※上記の幅・長さにアームレスト、差込式フェイスマットは含まれておりません。

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:7cm(本体) ●重量:約40kg

**アーニー**

TB-330

¥117,000(税別)

有孔アーニー

TB-330U

¥124,500(税別)

- 片足ずつ独立した角度調節ができるフットクアーを中心とした施術台。
- 頑丈設計のダブルAL式無段階角度調節機能。背0°~80°。脚10°~45°。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	175				185			
座高	50		55		60		65	

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:7cm ●重量:約34kg

**ピックス**

TB-190

¥144,000(税別)

有孔ピックス

TB-190U

¥151,500(税別)

- 車輪停止&旋回停止を行える直径7.5cmのダブルロック式キャスター。
- 安全性と安心感のリラックスした状態を提供できるアームレスト付き。
- 頑丈設計のダブルAL式無段階角度調節機能。背0°~80°。脚10°~45°。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	175				185			
座高	50		55		60		65	

※上記の幅にアームレストの幅(約9cm×2)は含まれておりません。

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:7cm(本体) ●重量:約45kg

**電動エステー**

TB-835

¥180,000(税別)

有孔電動エステー

TB-835U

¥187,500(税別)

- 連動式角度調節機能付き電動エステベッド。背0～80°。脚0～90°。
- ソフトなクッション性と安全&快適性の高いアームレストを標準装備。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm]

幅	50	55	60	65
長さ	180			
座高	60	65	70	

※上記の幅にアームレストの幅(約9cm×2)は含まれておりません。

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 7.5cm(本体) ●重量: 約50kg

※手元スイッチの取付位置は左右を選べます。ご指定のない場合は着座時左側が標準です。

**アリーナ**

TB-294

¥198,000(税別)

有孔アリーナ

TB-294U

¥205,500(税別)

- 電動式背あげ角度調節機能付き。0～80°。簡単なフットスイッチ操作。
- 手動式脚あげ角度調節機能付き。10～45°。無段階ダブルAL式操作。
- 安全性と安心感のリラックスした状態を提供できるアームレスト付き。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	175				185			
座高	50	55	60	65	70			

※上記の幅にアームレストの幅(約9cm×2)は含まれておりません。

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 7cm(本体) ●重量: 約45kg

**2Mマイティーチェアー**

TB-1018

¥270,000(税別)

有孔2Mマイティーチェアー

TB-1018U

¥277,500(税別)

- 簡単操作の電動式ポジション調節機能付き。背0～80°。脚0～90°。
- 様々な用途に利用できる安定性の高い施術台。フットスイッチ操作。
- 安全性と安心感のリラックスした状態を提供できるアームレスト付き。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm]

幅	50	55	60	65
長さ	175			
座高	60	65	70	

※上記の幅にアームレストの幅(約9cm×2)は含まれておりません。

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 7cm(本体) ●重量: 約50kg

**GSエステート**

TB-575

¥280,000(税別)

- レバー操作のガスシリンダー式角度調節機能。背0～80°。脚10～90°。
- フルフラット機能付きフットレスト。角度調節機能付きヘッドレスト。
- ゆったりサイズのアームレスト付き。うつ伏せ時の専用手置き台付き。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm]

幅	52		
長さ	180		
座高	55	60	65

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 7cm(本体) ●重量: 約60kg



ライトニング

TB-879

¥80,000(税別)

有孔ライトニング

TB-879U

¥87,500(税別)

- 円形状のシートを採用した廉価版背あげ機能付きマッサージベッド。
- 操作性が容易なALレバー式無段階角度調節機能付き。背角度0°~80°。
- 床面との隙間を微調整できる直径3.8cmの便利なアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm]

幅	60	65	70	
長さ	180	190		
高さ	55	60	65	70

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 6cm ●重量: 約29kg



TGストレッチベンチ

TB-116

¥90,000(税別)

有孔TGストレッチベンチ

TB-116U

¥97,500(税別)

- 頭部からのアプローチを容易にする内脚設計の背あげ機能付き施術台。
- 安全性の高い6段階のフック式角度調節機能。背0°~45°。手動操作。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	180	190	200	210				
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 7cm ●重量: 約38kg



トマト

TB-385

¥102,500(税別)

- 瞬時に無孔へ切り替えることができる同色専用フタクッション付き。
- 頭部からのアプローチを容易にする内脚設計の背あげ機能付き施術台。
- 安全性の高い6段階のフック式角度調節機能。背0°~45°。手動操作。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	180	190	200	210				
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 7cm(本体) ●重量: 約38kg



ビューティ

TB-235

¥135,000(税別)

- 高さを2cm間隔の5段階調節(工具不要)できる手動昇降式脚部を採用。
- 頭部からのアプローチを容易にする内脚設計の背あげ機能付き施術台。
- 安全性の高い6段階のフック式角度調節機能。背0°~45°。手動操作。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70	75
長さ	180	190	200	210
高さ	50/60	55/65	60/70	65/75

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 7cm(本体) ●重量: 約40kg



※調節方法/アジャスターを足で踏みながらベッドを持ち上げてください。



リクライト

TB-471

¥135,000(税別)

有孔リクライト

TB-471U

¥142,500(税別)

- 頭部からのアプローチを容易にする内脚設計の背あげ機能付き施術台。
- 簡単レバー操作のガスシリンダー式角度調節機能付き。背部0°~80°。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	180	190	200	210				
高さ	50	55	60	65	70	75	80	85

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 5cm ●重量: 約35kg



※角度調節レバーの取付位置は左右を選べます。ご指定のない場合は着座時左側が標準です。



リクライナーテーブル

TB-118

¥117,000(税別)

有孔リクライナーテーブル

TB-118U

¥124,500(税別)

- 楽な姿勢を提供できる医療機関で活躍する背あげ機能付き施術台。
- 回転操作で角度調節できる簡単設計。邪魔にならない収納ハンドル。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	180	190	200	210				
高さ	50	55	60	65	70	75	80	85

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 7cm ●重量: 約47kg



F型付リクライナーテーブル

TB-121

¥135,000(税別)

有孔F型付リクライナーテーブル

TB-121U

¥142,500(税別)

- ベッドからの転落を防止するF型ベッドガード(TB-27-01)1本付き。
- 楽な姿勢を提供できる医療機関で活躍する背あげ機能付き施術台。
- 回転操作で角度調節できる簡単設計。邪魔にならない収納ハンドル。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	180	190	200	210				
高さ	50	55	60	65	70	75	80	85

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 7cm ●重量: 約49kg



はび

TB-332

¥153,000(税別)

有孔はび

TB-332U

¥160,500(税別)

- ベッドからの転落を防止するF型ベッドガード(TB-27-01)1本付き。
- 車輪と旋回が同時ロック可能な直径7.5cmダブルロック式キャスター。
- 楽な姿勢を提供できる医療機関で活躍する背あげ機能付き施術台。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	180	190	200	210				
高さ	50	55	60	65	70	75	80	85

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 7cm ●重量: 約51kg



**アシストF**

TB-455

¥148,500(税別)

有孔アシストF

TB-455U

¥156,000(税別)

- ベッドガードを片側3カ所に装着できる機能を両側に備えた施術台。
- ベッドからの転落を防止するF型ベッドガード(TB-27-01)2本付き。
- 楽な姿勢を提供できる医療機関で活躍する背あげ機能付き施術台。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	180	190	200	210				
高さ	50	55	60	65	70	75	80	85

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 5cm

●重量: 約49kg



かどまる

**アシストベッド-1**

TB-111

¥117,000(税別)

有孔アシストベッド-1

TB-111U

¥124,500(税別)

- 楽な姿勢を提供できる医療機関で活躍する背あげ機能付き施術台。
- 回転操作で角度調節できる簡単設計。邪魔にならない収納ハンドル。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	180	190	200	210				
高さ	50	55	60	65				

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 5cm

●重量: 約38kg



かどまる

**アシストベッド-2**

TB-113

¥180,000(税別)

有孔アシストベッド-2

TB-113U

¥187,500(税別)

- 楽な姿勢を提供できる医療機関で活躍する背あげ&脚あげ機能付き。
- 回転操作で角度調節できる簡単設計。背あげ0~80°。脚あげ0~25°。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70	75
長さ	180	190	200	210
高さ	50	55	60	65

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 7cm

●重量: 約65kg



かどまる

**アシストベッド-3**

TB-555

¥198,000(税別)

有孔アシストベッド-3

TB-555U

¥205,500(税別)

- 楽な姿勢を提供できる医療機関で活躍する背あげ&脚あげ機能付き。
- 回転操作で角度調節できる簡単設計。背あげ0~80°。脚あげ0~25°。
- 安全性と安心感のリラックスした状態を提供できるアームレスト付き。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70	75
長さ	180	190	200	210
高さ	50	55	60	65

※上記の幅にアームレストの幅(約9cm×2)は含まれておりません。

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 7cm(本体)

●重量: 約68kg



かどまる

**2Fアシストベッド-2**

TB-120

¥207,000(税別)

有孔2Fアシストベッド-2

TB-120U

¥214,500(税別)

- ベッドガードを三方から装着できる多目的に安全性を考慮した施術台。
- ベッドからの転落を防止するF型ベッドガード(TB-27-01)2本付き。
- 楽な姿勢を提供できる医療機関で活躍する背あげ&脚あげ機能付き。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

	幅	60	65	70	75
長さ	180	190	200	210	
高さ	50	55	60	65	

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 7cm ●重量: 約66kg



かどまる

**オークス**

TB-312

¥234,000(税別)

有孔オークス

TB-312U

¥241,500(税別)

- ベッドガードを三方から装着できる多目的に安全性を考慮した施術台。
- ベッドからの転落を防止するF型ベッドガード(TB-27-01)2本付き。
- 車輪と旋回が同時ロック可能な直径7.5cmダブルロック式キャスター。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

	幅	60	65	70	75
長さ	180	190	200	210	
高さ	50	55	60	65	

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 7cm ●重量: 約71kg



かどまる

**電動アシストベッド-1**

TB-115

¥189,000(税別)

有孔電動アシストベッド-1

TB-115U

¥196,500(税別)

- 電動式背あげ角度調節機能付き。0~80°。簡単なフットスイッチ操作。
- 頭部からのアプローチを容易にする内脚設計の背あげ機能付き施術台。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

	幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	180		190		200		210		
高さ	45	50	55	60	65	70	75	80	

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 5cm ●重量: 約45kg



かどまる

**まるみ-UT**

TB-1105

¥160,000(税別)

- レバー操作のガススプリング式ヘッド角度調節機能付き。20°~45°。
- 埋込式ケアフェイスマット(TB-77C-28) & 専用無孔マット付き。
- 患者様の身長に応じて30cmの伸縮が可能なフットレスト付き。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm]

	幅	50	55	60	65	70
長さ	160~190		170~200		180~210	
高さ	40	45	50	55	60	

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 7cm ●重量: 約35kg



かどまる



まるみ-GS

TB-589

¥112,500(税別)

- レバー操作のガススプリング式ヘッド角度調節機能付き。20°～45°。
- うつ伏せ施術を中心に複合的な幅広いマッサージを実現する施術台。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170	180	190	200				
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 5cm ●重量: 約37kg



かどまる



まるみ-GSマルチ

TB-591

¥135,000(税別)

- レバー操作のガススプリング式ヘッド角度調節機能付き。20°～45°。
- 患者様の身長に応じて30cmの伸縮可能なフットレスト機能付き。
- うつ伏せ施術を中心に複合的な幅広いマッサージを実現する施術台。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	160～190	170～200	180～210	190～220				
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 5cm (本体) ●重量: 約35kg



かどまる



まるみ-AL

TB-400

¥103,500(税別)

- 頑丈・シンプル設計のダブルAL式ヘッド角度調節機能付き。20°～40°。
- うつ伏せ施術を中心に複合的な幅広いマッサージを実現する施術台。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170	180	190	200				
高さ	50	55	60	65	70	75	80	85

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 5cm ●重量: 約37kg



かどまる



まるみ-DX

TB-300

¥189,000(税別)

- 電動式ヘッド角度調節機能付き。15°～45°。フットスイッチ操作。
- うつ伏せ施術を中心に複合的な幅広いマッサージを実現する施術台。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170	180	190	200				
高さ	50	55	60	65	70	75	80	85

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 5cm ●重量: 約40kg



かどまる



ALストレッチベンチ

TB-407

¥126,000(税別)

- フェイシャル&ヘッドマッサージに最適な4段階頭部角度調節機能。
- 頑丈・シンプル設計のダブルAL式背あげ角度調節機能付き。0°~80°。
- 頭部からのアプローチを容易にする内脚設計の背あげ機能付き施術台。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	180	190	200	210				
高さ	50	55	60	65	70	75	80	85

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 7cm ●重量: 約40kg



メイクチェア

TB-1183

¥66,000(税別)

- 簡易的なフェイシャル施術やメイクに最適な省スペースチェア。
- 折りたたためてコンパクトに収納できる衛生的なクロムメッキ加工。
- 2段階高さ調節機能付き座シート。伸縮機能付きヘッドレスト。

▼サイズ [単位: cm]

設置時	幅	43	奥行	48	高さ	96~118
収納時	幅	43	奥行	18	高さ	103

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 5cm(座面) ●重量: 約7kg



フェイシャルチェア

TB-1197

¥83,000(税別)

- フェイシャル施術やメイクに最適な無段階背あげ機能付きチェア。
- 折りたたためてコンパクトに収納できる衛生的なクロムメッキ加工。
- 2段階高さ調節機能付き座シート。伸縮機能付きヘッドレスト。


▼サイズ [単位: cm]

設置時	幅	43	奥行	48	高さ	95~117
収納時	幅	43	奥行	18	高さ	102

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●背部角度調節範囲: 30°~90° ●クッション厚: 5cm(座面) ●重量: 約9kg



リラックスカウチ

TB-874

¥110,000(税別)

- 温浴施設・スパ施設等の入浴後の休憩用ヒーリングカウチとして活躍。
- 絶妙なシート湾曲形状が身長差に関係なく最適なフィット感を実現。
- 表面には体圧分散性に優れている2cm低反発ウレタンフォームを採用。

▼サイズ [単位: cm]

幅	60
長さ	180
高さ	65

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 8cm ●重量: 約45kg





HCリクライチェア

TB-1452

¥130,000(税別)

- ガスシリンダー式の無段階ポジション調節機能付き。背30°~75°。
- 足裏マッサージやフェイシャルマッサージ・点滴チェアとして活躍。
- 汚れやすく劣化しやすい両肘部分の耐久性とデザイン性向上を実現。

▼サイズ [単位: cm]

座幅	50 (全幅68)
奥行	69~110
座高	40 (全高80~105)

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 7/9.5cm (座面) ●重量: 約32kg



a パーソナルチェア

TB-1461-01

¥88,000(税別)

b パーソナルオットマン

TB-1461-02

¥21,000(税別)

- 12段階に角度調節可能なラチェット式リクライニング機能。0~72°。
- 足裏マッサージやフェイシャルマッサージ・点滴チェアとして活躍。
- 機能性とデザイン性を兼ね備えたゆったりとリラックスできるチェア。

▼パーソナルチェア/サイズ [単位: cm]

座幅	50 (全幅66)	奥行	84~125	座高	42 (全高57~105)
----	-----------	----	--------	----	---------------

▼パーソナルオットマン/サイズ [単位: cm]

座幅	45	奥行	45	高さ	34/39
----	----	----	----	----	-------

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: a 5cm (座面) b 5/11cm ●重量: a 約33kg b 約7kg



電動パーソナル

TB-1491

¥190,000(税別)

- 電動アクチュエーター式の無段階ポジション調節機能付き。背15~70°。
- 機能性とデザイン性を兼ね備えたゆったりとリラックスできるチェア。
- スマホ等の充電に便利なUSB差込口と折りたたみテーブルを標準装備。

▼サイズ [単位: cm]

座幅	50 (全幅66)
奥行	84~122
座高	42 (全高60~105)

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 5.5cm ●重量: 約38.5kg



ノーブルセット

TB-496 ¥110,000(税別)

a ノーブルチェア

TB-496-01 ¥77,500(税別)

b ノーブルオットマン

TB-496-02 ¥19,500(税別)

c ノーブルスツール

TB-496-03 ¥16,500(税別)

- リフレクソロジー等の足裏マッサージに最適なパーソナルセット。
- 弾力性と耐久性を実現するチェアラッププラスベルトを多面に採用。
- リラクゼーション性の高いデザイン。(背部角度調節機能無し)

▼サイズ [単位: cm]

a	幅	69	奥行	92	座高	40/42 (全高105)
b	幅	44	奥行	40	高さ	32/42
c	幅	35	奥行	30	高さ	33

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: a 2cm b 3cm c 4cm ●重量: a 約22kg b 約7kg c 約4kg



**a パールチェアー**

TB-1030-01

¥93,000(税別)

b パールオットマン

TB-1030-02

¥22,000(税別)

- 0°・20°・45°・70°に角度調節可能な4段階リクライニング機能付き。
- 足裏マッサージやフェイシャルマッサージ・点滴チェアとして活躍。
- 機能性を優先した廉価版のパーソナルチェア。ボタン絞り加工無し。

▼パールチェア／サイズ [単位: cm]

座幅	51 (全幅72)	奥行	80~121	座高	40 (全高54~104)
----	-----------	----	--------	----	---------------

▼パールオットマン／サイズ [単位: cm]

座幅	50	奥行	45	高さ	40
----	----	----	----	----	----

オリジナルレザー (18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: a 4cm (座面) b 7cm ●重量: a 約21kg b 約6.5kg

**a リクライチェアー**

TB-787-01

¥110,000(税別)

b リクライオットマン

TB-787-02

¥22,000(税別)

- ガスシリンダー式の無段階ポジション調節機能付き。背30°~75°。
- 足裏マッサージやフェイシャルマッサージ・点滴チェアとして活躍。
- 高級感のあるボタン絞りとは緩やかな曲線がデザイン性と優雅さを実現。

▼リクライチェア／サイズ [単位: cm]

座幅	50 (全幅72)	奥行	69~110	座高	40 (全高80~105)
----	-----------	----	--------	----	---------------

▼リクライオットマン／サイズ [単位: cm]

座幅	50	奥行	45	高さ	40
----	----	----	----	----	----

オリジナルレザー (18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: a 7/9.5cm (座面) b 7.5cm ●重量: a 約32kg b 約7kg

**a 2Cリクライチェアー**

TB-1237-01

¥110,000(税別)

b 2Cリクライオットマン

TB-1237-02

¥22,000(税別)

- ガスシリンダー式の無段階ポジション調節機能付き。背30°~75°。
- 足裏マッサージやフェイシャルマッサージ・点滴チェアとして活躍。
- 高級感のあるボタン絞りとは緩やかな曲線がデザイン性と優雅さを実現。

▼2Cリクライチェア／サイズ [単位: cm]

座幅	50 (全幅72)	奥行	69~110	座高	40 (全高80~105)
----	-----------	----	--------	----	---------------

▼2Cリクライオットマン／サイズ [単位: cm]


座幅	50	奥行	45	高さ	40
----	----	----	----	----	----

オリジナルレザー (18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: a 7/9.5cm (座面) b 7.5cm ●重量: a 約32kg b 約7kg



※シートは本体カラーと側面カラーをご指定ください。

**a リクライラウンディー**

TB-1322-01

¥110,000(税別)

b ラウンディーオットマン

TB-1322-02

¥29,000(税別)

- ガスシリンダー式の無段階ポジション調節機能付き。背30°~75°。
- 丸みのあるフォルムが院内のゆったりとした雰囲気作りをサポート。
- 足裏マッサージやフェイシャルマッサージ・点滴チェアとして活躍。

▼リクライラウンディー／サイズ [単位: cm]

座幅	50 (全幅68)	奥行	79~106	座高	42 (全高84~106)
----	-----------	----	--------	----	---------------


▼ラウンディーオットマン／サイズ [単位: cm]

座幅	50	奥行	34.5	高さ	40
----	----	----	------	----	----

オリジナルレザー (18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: a 4.5/9cm (座面) b 7.5cm ●重量: a 約31kg b 約4kg





G型リクライチェア

TB-1324

¥115,000(税別)


- 12段階角度調節機能付き。0~72°。ラチェット式手動調節仕様。
- 足裏マッサージやフェイシャルマッサージ・点滴チェアとして活躍。
- 機能性を優先した廉価版パーソナルチェア。湾曲シート採用モデル。

▼サイズ [単位: cm]

座幅	51 (全幅70)
奥行	79~124
座高	41 (全高61~106)

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 4/8cm (座部) ●重量: 約30kg



電動ワークチェア

TB-1357


¥137,000(税別)

- 極上のリラクゼーションを体感できる電動リクライニングチェア。
- フェイスケア・ネイルケア・足裏マッサージ・点滴チェアとして活躍。
- 背と脚が連動して同時に動くワンモーター式ポジション調節機能付き。

▼サイズ [単位: cm]

座幅	48 (全幅68)
奥行	94~171
座高	43/50 (全高110)

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 7/9.5cm (座面) 4.5cm (脚部) ●重量: 約45kg
●スマートフォン等の充電に便利なUSB差込口を装備

電動リクライチェア

TB-1270

¥170,000(税別)

- 電動アクチュエーター式の無段階ポジション調節機能付き。背30~75°。
- 足裏マッサージやフェイシャルマッサージ・点滴チェアとして活躍。
- 高級感のあるボタン絞りと緩やかな曲線がデザイン性と優雅さを実現。

▼サイズ [単位: cm]

座幅	50 (全幅72)
奥行	69~110
座高	40 (全高80~105)

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 7/9.5cm (座部) ●重量: 約36kg



電動リクティ

TB-1207

¥220,000(税別)


- 背と脚が連動して同時に動くワンモーター式。背30~75° 脚0~90°。
- 極上のリラックス体感フットレスト付き電動リクライニングチェア。
- 足裏マッサージやフェイシャルマッサージ・点滴チェアとして活躍。

▼サイズ [単位: cm]

座幅	50 (全幅72)
奥行	82~155
座高	50 (全高83~115)

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 7/9.5cm (座部) 4.5cm (脚部) ●重量: 約36kg



リクライチェア (P付き)

TB-1308

¥140,000(税別)

- プライバシーを守る木目調柄のパーテーション付きリクライニングイス。
- ガスシリンダー式の無段階ポジション調節機能付き。背30°～75°。
- 足裏マッサージやフェイシャルマッサージ・点滴チェアとして活躍。

▼サイズ [単位: cm]

座幅	50(全幅74.5)	奥行	69～110	座高	40(全高110)
----	------------	----	--------	----	-----------

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: 7/9.5cm(座面) ●重量: 約41kg

※パーテーションの取付位置は左右を選べます。ご指定のない場合は着座時左側が標準です。

ウディブラウン ウディナチュラル

▶パーテーションカラー
2色からお選びいただけます。

リラクゼーションチェア

TB-1326

¥125,000(税別)

- ガスシリンダー式の無段階ポジション調節機能付き。背30°～75°。
- 足裏マッサージやフェイシャルマッサージ・点滴チェアとして活躍。
- 機能とデザイン性を兼ね備えたオットマン付・専用マクラ付き。

▼チェア/サイズ [単位: cm]

座幅	50(全幅68)	奥行	69～110	座高	40(全高75～103)
----	----------	----	--------	----	--------------

▼オットマン/サイズ [単位: cm]

座幅	50	奥行	52	高さ	33/38
----	----	----	----	----	-------

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: チェア-5/9cm(座面) オットマン3.5/8.5cm(座面) ●重量: 約39kg

※シートは本体カラーと側面カラー(マクラを含む)の2色をご指定ください。



リラクゼーションチェア(楽音マクラ付き)

TB-1332

¥150,000(税別)

- ガスシリンダー式の無段階ポジション調節機能付き。背30°～75°。
- 最大1200Wまでの機器類が使用できる2口コンセント(安全扉式)付き。
- 機能とデザイン性を兼ね備えたオットマン付・専用楽音マクラ付き。

▼チェア/サイズ [単位: cm]

座幅	50(全幅68)	奥行	69～110	座高	40(全高75～103)
----	----------	----	--------	----	--------------

▼オットマン/サイズ [単位: cm]

座幅	50	奥行	52	高さ	33/38
----	----	----	----	----	-------

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚: チェア-5/9cm(座面) オットマン3.5/8.5cm(座面) ●重量: 約39kg

※シートは本体カラーと側面カラー(楽音マクラを含む)の2色をご指定ください。



リラクスチェア(オットマン付き)

TB-1317

¥64,000(税別)

- リラックスした持続姿勢で足ツボマッサージからネイルケアまで活躍。
- 背と座面が連動して同時に動くスライド式無段階リクライニング機能。
- 肌触りが柔らかく耐久性・撥水性ともに優れているPULレザーを採用。

▼サイズ: 本体 [単位: cm]

幅	84	奥行	77～110	座高(全高)	43～48(91.5～102)
---	----	----	--------	--------	-----------------

▼サイズ: オットマン [単位: cm]

幅	51.5	奥行	44	高さ	40
---	------	----	----	----	----

PULレザー(2色対応)

◀レザー色をご指定ください。[下記参照]

●重量: 本体15kg オットマン5kg

●本体: 360°旋回(オットマンは旋回いたしません)

●本体角度: 105°～135°(角度固定可能なノブネジ付き)




返品不可

ベージュ

ブラウン

▶PULレザー2色よりお選びいただけます。



FAマットレス

TB-1164

¥23,000(税別)

- 適度な硬さと柔軟性を実現するスタンダードなハードマットレス。
- 豊富なカラーを実現したコストパフォーマンスの高い不織布生地。


▼サイズをご指定ください。[単位: cm]

幅	78	83	91
長さ	181		191
厚み		6	

●素材: ポリプロピレン不織布 ●クッション厚: 6cm ●重量: 3kg

▼不織布カラー8色からお選びいただけます。

ホワイト	ブラック	ピンク	グリーン	ブルー	ブラウン	グレー	ベージュ
------	------	-----	------	-----	------	-----	------



HAマットレス(三つ折り)

TB-1172

¥39,000(税別)

- 適度な硬さと柔軟性を実現するスタンダードなハードマットレス。
- 吸水性・発散性が高いお肌にやさしい綿100%生地を採用。洗濯可能。

▼サイズ [単位: cm]


幅	91
長さ	191
厚み	8

●材質: 綿100% (防縮加工)

●重量: 約4kg

▼綿カラー7色からお選びいただけます。

白	グリーン	ブルー	ピンク	イエロー	キャメル	ブラウン
---	------	-----	-----	------	------	------



エコーマット

TB-1131

¥90,000(税別)

- 心機能計測等に最適な心エコー検査用トリートメントマット。
- 検査時に効果的で取り外しが可能なマジックテープ式部位マット。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm]

幅	70	75	80
長さ	180		190
厚み		12	

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]



車イス用安全ベルト

TB-1451

¥7,600(税別)

- 車椅子での段差や急停止等の振動や衝撃からすり落ちや転倒を防止。
- 体格に合わせられる調節機能付きベルト。ワンタッチで装着が可能。
- 食事や他のシーンの姿勢保持に役立つ介護ベルトとしても使用可能。

▼サイズ [単位: cm]

幅	15
長さ	50 (※ベルトは含みません)

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

※使用の対象: 痙攣・発作または車イスから脱落するリスクのある人

※拘束帯として使用しないでください。