

PILLOW MATT COVER

マクラ・マット・カバーシリーズ

photo/プレミアムホディマット TB-1390 [P361]





ケアーセット

TB-77C-60 ¥15,000(税別)

- スローフェイス&ケアーバスト(エアホール有り)の伏臥位マット。
- うつ伏せ時の姿勢を安定させる人気のスタンダードセット。

スローフェイス&ケアーバスト(エアホール有り)のセット。
 スローフェイス/幅:28cm 奥行:28cm 高さ:8/11cm
 ケアーバスト/幅:42cm 奥行:50cm 高さ:3/11cm

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

重量:約1kg ※息苦しさを軽減するためにも有孔加工ベッドのご使用を推奨します。

Air Hole エアホール標準加工

胸が当たる部分に窪み(エアホール)を設けている加工です。
 エアホール加工により、胸部の圧迫感が軽減します。



ホールセット

TB-77C-169 ¥15,500(税別)

- ホールフェイス&ケアーバスト(エアホール有り)の伏臥位マット。
- うつ伏せ時の姿勢を安定させる定番セット。目元の圧迫感を軽減。

目元の圧迫感を大幅軽減するホールフェイス&ケアーバスト(エアホール有り)のセット。
 ホールフェイス/幅:30cm 奥行:30cm 高さ:8cm
 ケアーバスト/幅:42cm 奥行:50cm 高さ:3/11cm

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

重量:約1kg ※息苦しさを軽減するためにも有孔加工ベッドのご使用を推奨します。

Air Hole エアホール標準加工

胸が当たる部分に窪み(エアホール)を設けている加工です。
 エアホール加工により、胸部の圧迫感が軽減します。



ニューセットL1

TB-77C-170 ¥15,500(税別)

- ニューフェイス&薄型ケアーバスト(エアホール有り)の伏臥位マット。
- うつ伏せ時の姿勢を安定させるこだわりの超薄型タイプ。

こだわりの厚みを実現したニューフェイス&薄型ケアーバスト(エアホール有り)のセット。
 ニューフェイス/幅:29cm 奥行:29cm 高さ:4cm
 薄型ケアーバスト/幅:42cm 奥行:50cm 高さ:3/5cm

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

重量:約0.7kg ※息苦しさを軽減するためにも有孔加工ベッドのご使用を推奨します。

Air Hole エアホール標準加工

胸が当たる部分に窪み(エアホール)を設けている加工です。
 エアホール加工により、胸部の圧迫感が軽減します。



ニューセットL2

TB-77C-171 ¥15,500(税別)

- ニューフェイス&薄型ケアーバスト(エアホール有り)の伏臥位マット。
- うつ伏せ時の姿勢を安定させる通常の薄型タイプ。

こだわりの厚みを実現したニューフェイス&薄型ケアーバスト(エアホール有り)のセット。
 ニューフェイス/幅:29cm 奥行:29cm 高さ:8cm
 薄型ケアーバスト/幅:42cm 奥行:50cm 高さ:3/8cm


オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

重量:約0.9kg ※息苦しさを軽減するためにも有孔加工ベッドのご使用を推奨します。

Air Hole エアホール標準加工

胸が当たる部分に窪み(エアホール)を設けている加工です。
 エアホール加工により、胸部の圧迫感が軽減します。





ポータルセット TB-77C-149 ¥19,000(税別)

- ポータル縦型ヘッド&リムーブの伏臥位マット。顔への圧迫感を軽減。
- うつ伏せ時の姿勢を安定させるこだわりのセット。

ポータル縦型ヘッド&リムーブのセット。

ポータル縦型ヘッド/幅:26~33cm 奥行:29cm 高さ:8.5cm

リムーブ/幅:42cm 奥行:50cm 高さ:3/11cm

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

※ポータル縦型ヘッドは本体裏面のネジ4カ所を調節することで、クッション同士の間隔、ポジションを簡単にセッティングできます。

※息苦しさを軽減するためにも有孔加工ベッドのご使用を推奨します。




ボディマットEye(アイ) TB-1405 ¥39,000(税別)

- うつ伏せの体位制限を伴う網膜剥離等の手術後に最適な専用マット。
- 眼(Eye)の圧迫感と息苦しさを解消した樹脂ベースとフェイス形状。
- フェイスとバストの間隔を微調整できるマジックテープ式ベルト付き。

フェイス部/幅:30cm 奥行:30cm 高さ:8/13cm

バスト部/幅:44cm 奥行:62cm 高さ:4/14cm

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]



ボディマットPro(プロ) TB-1404 ¥39,000(税別)

- フェイス部にスーパーソフトウレタンを採用。専用樹脂ベース付き。
- 胸部から骨盤部までの範囲をやさしく支え圧迫感が軽減される使用感。
- フェイスとバストの間隔を微調整できるマジックテープ式ベルト付き。

フェイス部/幅:29cm 奥行:29cm 高さ:8/13cm

バスト部/幅:44cm 奥行:62cm 高さ:4/14cm

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

フェイス専用ベース/意匠登録第1616122号



◀フェイス部:スーパーソフトウレタン採用



a フェイステーブル TB-77C-152 ¥13,000(税別)

- うつ伏せ時の息苦しさを解消した専用スチール製受け台付きフェイス。
- 包み込まれるような柔らかさを実現したスーパーソフトウレタン採用。

幅:29cm 奥行:29cm 高さ:8/12cm

重量:約1.2kg(スチール製テーブル+フェイスマット)

脱着式マジックテープ2カ所付き。

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

b フェイステーブル用綿製カバー C-152 ¥3,000(税別)

綿カラー(7色対応) ◀綿カラーをご指定ください。[下記参照]

白	グリーン	ブルー	ピンク	イエロー	キャメル	ブラウン
---	------	-----	-----	------	------	------



マルチフェイス

TB-1080 ¥15,000(税別)

- うつ伏せ時の息苦しさを解消したマルチな脱着式フェイスマット。
 - 簡易的な座位での施術がテーブル等で実現できる角度調節機能付き。
- 幅:29cm 奥行:29~44cm 高さ:12.5~38cm 重量:約4kg

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

▼ケアバストとの組合せ例



マルチクイック

TB-1126 ¥32,000(税別)

- うつ伏せ時の息苦しさを解消した場所を選ばないクイックセット。
- 簡易的な座位での施術がテーブル等で実現できる角度調節機能付き。

▼フェイスサイズ [単位:cm]

幅	29	奥行	29	高さ	8
---	----	----	----	----	---

▼バストサイズ [単位:cm]

幅	23	奥行	23	高さ	7
---	----	----	----	----	---

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

※FKテーブルは含まれておりません。




ディップフェイス

TB-1323 ¥12,500(税別)

- ウレタンフォームに直接塗装を施すDIP加工で縫い目が無く丸洗い可能。
 - 目元回りの圧迫感を大幅に軽減したうつ伏せ専用フェイスマット。
 - 体圧分散と衝撃吸収を考慮した3層式ウレタンフォーム構造を採用。
- 幅:28cm 奥行:28cm 高さ:7cm 重量:約0.4kg

カラー/アイボリー(艶消し)限定



薄型ジェルセット

TB-1359 ¥38,000(税別)

- 薄型ジェルフェイス&薄型ジェルバストの伏臥位マット。
- うつ伏せ時の姿勢を安定させてジェル特性を体感できるセット。

薄型ジェルフェイス&薄型ジェルバストのセット。

薄型ジェルフェイス/幅:30cm 奥行:30cm 高さ:3.5cm

薄型ジェルバスト/幅:43cm 奥行:52cm 高さ:3/7cm

側地:ナイロン100%生地 アルコール清拭不可 重量:約1.9kg

カラー/限定色ブルー・グリーン


※息苦しさを軽減するためにも有孔加工ベッドのご使用を推奨します。

ジェル素材の特徴

ゆっくり沈み、ゆっくり回復、体重をやさしく支えます。



- 好感触特性/触れた人を優しく包む「人肌感覚」に近い素材。
- 遅延回復特性/ゆっくり沈み、ゆっくり戻る素材の理想的な反発力。
- 体圧分散特性/体重によってかかる圧力を多方向に分散。
- 形状保持特性/加圧による体積移動と解除による形状復元。
- 衝撃吸収特性/超柔軟性効果で衝撃の伝達を大幅に減衰。



a 薄型ジェルバスト TB-1354 ¥26,000(税別)

幅:43cm 奥行:52cm 高さ:3/7cm 側地:ナイロン100%生地
アルコール清拭不可 重量:約1.2kg

カラー/限定色ブルー・グリーン

ジェル素材の特徴

ゆっくり沈み、ゆっくり回復、体重をやさしく支えます。



- 好感触特性/触れた人を優しく包む「人肌感覚」に近い素材。
- 遅延回復特性/ゆっくり沈み、ゆっくり戻る素材の理想的な反発力。
- 体圧分散特性/体重によってかかる圧力を多方向に分散。
- 形状保持特性/加圧による体積移動と解除による形状復元。
- 衝撃吸収特性/超柔軟性効果で衝撃の伝達を大幅に減衰。

b 薄型ジェルバスト用綿製カバー C-1354 ¥3,000(税別)

白 グリーン ブルー ピンク イエロー キャメル ブラウン 綿カラー7色より
ご指定ください。



a 薄型ジェルフェイス TB-1355 ¥12,000(税別)

幅:30cm 奥行:30cm 高さ:3.5cm 側地:ナイロン100%生地 アルコール清拭不可 重量:約0.7kg

カラー/限定色ブルー・グリーン

ジェル素材の特徴

ゆっくり沈み、ゆっくり回復、体重をやさしく支えます。




- 好感触特性/触れた人を優しく包む「人肌感覚」に近い素材。
- 遅延回復特性/ゆっくり沈み、ゆっくり戻る素材の理想的な反発力。
- 体圧分散特性/体重によってかかる圧力を多方向に分散。
- 形状保持特性/加圧による体積移動と解除による形状復元。
- 衝撃吸収特性/超柔軟性効果で衝撃の伝達を大幅に減衰。

b 薄型ジェルフェイス用綿製カバー C-1355 ¥3,000(税別)

c 薄型ジェルフェイス用ニットカバー TB-72 ¥3,000(税別)

白 グリーン ブルー ピンク イエロー キャメル ブラウン 綿カラー7色より
ご指定ください。



ジェルセット TB-77-64 ¥38,000(税別)

- 安定した人気のジェルフェイス&ジェルバストの伏臥位マット。
- うつ伏せ時の姿勢を安定させてジェル特性を体感できるセット。

ジェルフェイス&ジェルバストのセット。

ジェルフェイス/幅:30cm 奥行:30cm 高さ:5.5cm

ジェルバスト/幅:43cm 奥行:52cm 高さ:3/10cm

側地:ナイロン100%生地 アルコール清拭不可 重量:約2.1kg

カラー/限定色ブルー・グリーン

※息苦しさを軽減するためにも有孔加工ベッドのご使用を推奨します。

ジェル素材の特徴

ゆっくり沈み、ゆっくり回復、体重をやさしく支えます。



- 好感触特性/触れた人を優しく包む「人肌感覚」に近い素材。
- 遅延回復特性/ゆっくり沈み、ゆっくり戻る素材の理想的な反発力。
- 体圧分散特性/体重によってかかる圧力を多方向に分散。
- 形状保持特性/加圧による体積移動と解除による形状復元。
- 衝撃吸収特性/超柔軟性効果で衝撃の伝達を大幅に減衰。



a ジェルバスト TB-77-62 ¥26,000(税別)

幅:43cm 奥行:52cm 高さ:3/10cm 側地:ナイロン100%生地
アルコール清拭不可 重量:約1.3kg

カラー/限定色ブルー・グリーン

ジェル素材の特徴


ゆっくり沈み、ゆっくり回復、体重をやさしく支えます。



- 好感触特性/触れた人を優しく包む「人肌感覚」に近い素材。
- 遅延回復特性/ゆっくり沈み、ゆっくり戻る素材の理想的な反発力。
- 体圧分散特性/体重によってかかる圧力を多方向に分散。
- 形状保持特性/加圧による体積移動と解除による形状復元。
- 衝撃吸収特性/超柔軟性効果で衝撃の伝達を大幅に減衰。

b ジェルバスト用綿製カバー C-62 ¥3,000(税別)

白 グリーン ブルー ピンク イエロー キャメル ブラウン 綿カラー7色より
ご指定ください。



a ジェルフェイス TB-77-63 ¥12,000(税別)

幅:30cm 奥行:30cm 高さ:5.5cm 側地:ナイロン100%生地 アルコール清拭不可 重量:約0.8kg

カラー/限定色ブルー・グリーン

ジェル素材の特徴

ゆっくり沈み、ゆっくり回復、体重をやさしく支えます。




- 好感触特性/触れた人を優しく包む「人肌感覚」に近い素材。
- 遅延回復特性/ゆっくり沈み、ゆっくり戻る素材の理想的な反発力。
- 体圧分散特性/体重によってかかる圧力を多方向に分散。
- 形状保持特性/加圧による体積移動と解除による形状復元。
- 衝撃吸収特性/超柔軟性効果で衝撃の伝達を大幅に減衰。

b ジェルフェイス用綿製カバー C-63 ¥3,000(税別)

c ジェルフェイス用ニットカバー TB-55 ¥3,000(税別)

白 グリーン ブルー ピンク イエロー キャメル ブラウン 綿カラー7色よりご指定ください。



ジェルピロー TB-77-65 ¥16,000(税別)

- 人気のジェル素材で多機能な半円タイプを開発。
- 頭部から脚部まで様々な部位に使用できるジェル特性の万能マクラ。

幅:40cm 奥行:14cm 高さ:9cm
側地:ナイロン100%生地 アルコール清拭不可 重量:約0.7kg

カラー/限定色ブルー・グリーン

※息苦しさを軽減するためにも有孔加工ベッドのご使用を推奨します。

ジェル素材の特徴

ゆっくり沈み、ゆっくり回復、体重をやさしく支えます。



- 好感触特性/触れた人を優しく包む「人肌感覚」に近い素材。
- 遅延回復特性/ゆっくり沈み、ゆっくり戻る素材の理想的な反発力。
- 体圧分散特性/体重によってかかる圧力を多方向に分散。
- 形状保持特性/加圧による体積移動と解除による形状復元。
- 衝撃吸収特性/超柔軟性効果で衝撃の伝達を大幅に減衰。



a フェイスGELマット TB-77-47 ¥14,000(税別)

幅:26cm 奥行:25cm 高さ:7cm アルコール清拭可能 重量:約0.7kg

カラー/限定色ホワイト

ジェル素材の特徴

ゆっくり沈み、ゆっくり回復、体重をやさしく支えます。



- 好感触特性/触れた人を優しく包む「人肌感覚」に近い素材。
- 遅延回復特性/ゆっくり沈み、ゆっくり戻る素材の理想的な反発力。
- 体圧分散特性/体重によってかかる圧力を多方向に分散。
- 形状保持特性/加圧による体積移動と解除による形状復元。
- 衝撃吸収特性/超柔軟性効果で衝撃の伝達を大幅に減衰。

b フェイスGELマット用綿製カバー C-47 ¥3,000(税別)

綿カラー(7色対応)

◀綿カラーをご指定ください。[下記参照]

白 グリーン ブルー ピンク イエロー キャメル ブラウン



アプローチバスト TB-78C-01 ¥12,000(税別)

- アプローチ系製品の利用に最適な厚みと硬さを実現する胸当てマクラ。
- GSアプローチ用に開発されたうつ伏せ時の患者様専用バストマット。

幅:40cm 奥行:62cm 高さ:2/9cm 重量:約0.9kg

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

Air Hole エアホール標準加工

胸が当たる部分に窪み(エアホール)を設けている加工です。
エアホール加工により、胸部の圧迫感が軽減します。





a ケアーバスト(エアホール有り) TB-77C-27 ¥7,500(税別)

b ケアーバスト(エアホール無し) TB-77C-147 ¥7,500(税別)

■かどまる加工された優しい形状の胸当てマクラ。人気No.1の安定品。
 ■適度な反発性と復元力を維持させるハトメ空気穴を4カ所に標準加工。
 幅:42cm 奥行:50cm 高さ:3/11cm 重量:約0.7kg



オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

Air Hole エアホール加工:選択 胸が当たる部分に窪み(エアホール)を設けている加工です。

c ケアーバスト用綿製カバー C-27-01 ¥3,000(税別)

d ケアーバスト用綿製ハーフカバー C-27-02 ¥2,400(税別)

綿カラー(7色対応) ◀綿カラーをご指定ください。[下記参照]



低反発バスト(エアホール有り) TB-77C-158 ¥10,000(税別)

低反発バスト(エアホール無し) TB-77C-159 ¥10,000(税別)

■体圧分散と衝撃吸収に優れている低反発ウレタンフォームを採用。
 ■適度な反発性と復元力を維持させるハトメ空気穴を4カ所に標準加工。
 幅:42cm 奥行:50cm 高さ:3/11cm 重量:約1.2kg

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。

Air Hole エアホール加工:選択
 胸が当たる部分に窪み(エアホール)を設けている加工です。
 エアホール加工により、胸部の圧迫感が軽減します。




硬質ケアーバスト TB-77C-63 ¥9,000(税別)

■通常ベッド製品と同等ウレタンを設定した硬めが好みの硬質バスト。
 ■適度な反発性と復元力を維持させるハトメ空気穴を4カ所に標準加工。
 幅:42cm 奥行:50cm 高さ:3/11cm 重量:約1.4kg

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

Air Hole エアホール標準加工
 胸が当たる部分に窪み(エアホール)を設けている加工です。
 エアホール加工により、胸部の圧迫感が軽減します。




キルトバスト TB-77C-178 ¥15,000(税別)

■高級感と絶妙なクッション性と保温性を実現するキルティング加工。
 ■適度な反発性と復元力を維持させるハトメ空気穴を4カ所に標準加工。
 幅:42cm 奥行:50cm 高さ:3/11cm 重量:約0.7kg

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

Air Hole エアホール標準加工
 胸が当たる部分に窪み(エアホール)を設けている加工です。
 エアホール加工により、胸部の圧迫感が軽減します。





a カラーバスト(エアホール有り) TB-77C-146 ¥7,500(税別)

b カラーバスト(エアホール無し) TB-77C-06 ¥7,500(税別)

■昔ながらの四角形状を維持した丸みを持たない定番の胸当てマクラ。
 ■適度な反発性と復元力を維持させるハトメ空気穴を4カ所に標準加工。
 幅:42cm 奥行:50cm 高さ:3/11cm 重量:約0.7kg

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]


Air Hole エアホール加工:選択 胸が当たる部分に窪み(エアホール)を設けている加工です。

c バストマット用綿製カバー C-06-01 ¥3,000(税別)

d バストマット用綿製ハーフカバー C-06-02 ¥2,400(税別)

綿カラー(7色対応) ◀綿カラーをご指定ください。[下記参照]

白 グリーン ブルー ピンク イエロー キャメル ブラウン




オールバスト TB-77C-172 ¥8,000(税別)

■エアホール有りとエアホール無しを使い分ける両面式バストマット。
 ■表裏対称性を実現したひとつで2役の用途を実現できる胸当てマクラ。
 幅:42cm 奥行:50cm 高さ:3/11cm 重量:約0.7kg

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

Air Hole エアホール標準加工

胸が当たる部分に窪み(エアホール)を設けている加工です。
 エアホール加工により、胸部の圧迫感が軽減します。



リムーブ TB-77C-145 ¥9,000(税別)


■うつ伏せ時の安定性を考慮した斬新な形状が人気のバストマット。
 ■施術用途や患者様の体型に合わせて3種類の高さを選べる胸当てマクラ。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	42		
奥行	50		
高さ	3/5	3/8	3/11

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]


重量:約0.7kg



二つ折れケアバスト TB-77C-166 ¥9,000(税別)

■出張等の移動にも便利な収納スペースを有効活用できる胸当てマクラ。
 ■患者様の体型に合わせて奥行きを調整できるマジックテープ標準加工。
 幅:42cm 奥行:50cm 高さ:3/11cm 重量:約0.7kg
 ※マジックテープ式で奥行を微調整できます。

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]



エバスト TB-77C-83 ¥10,000(税別)

■胸の圧迫感を極限まで追求して開発できた女性専用の胸当てマクラ。
 ■適度な反発性と復元力を維持させるハトメ空気穴を4カ所に標準加工。
 幅:25/42cm 奥行:52cm 高さ:3/9cm 重量:約0.6kg

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]



グランドバスト TB-77C-58 ¥11,300(税別)

■腹部から胸部までを安定して姿勢保持するうつ伏せ専用開発マット。
 ■適度な反発性と復元力を維持させるハトメ空気穴を4カ所に標準加工。
 幅:42cm 奥行:65cm 高さ:5/11cm 重量:約1kg

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

Air Hole エアホール標準加工

胸が当たる部分に窪み(エアホール)を設けている加工です。
 エアホール加工により、胸部の圧迫感が軽減します。



a ケアバストップ TB-77C-80 ¥10,000(税別)

b 薄型ケアバストップ TB-77C-143 ¥10,000(税別)

■裏面に滑り止め付きレザーを使用した施術中にズレないバストマット。
 ケアバストップ/幅:42cm 奥行:50cm 高さ:3/11cm 重量:約0.7kg
 ▼高さをご指定ください。

薄型ケアバストップ/幅:42cm 奥行:50cm 高さ:3/5cm・3/8cm
 重量:約0.5kg ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]
 裏面:滑り止め(ストップレザー)加工付き

オリジナルレザー(18色対応)

Air Hole エアホール標準加工

胸が当たる部分に窪み(エアホール)を設けている加工です。
 エアホール加工により、胸部の圧迫感が軽減します。

※ストップレザーの黒色は変更できません。



プレスト TB-77C-114 ¥12,000(税別)

■通常製品よりも横幅のみを10cm広げた幅広タイプの胸当てマクラ。
 ■適度な反発性と復元力を維持させるハトメ空気穴を4カ所に標準加工。
 幅:52cm 奥行:50cm 高さ:3/11cm

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

Air Hole エアホール標準加工

胸が当たる部分に窪み(エアホール)を設けている加工です。
 エアホール加工により、胸部の圧迫感が軽減します。





ポビン

TB-77C-140 ¥10,500(税別)

- うつ伏せ時の腹部の圧迫感を軽減するお客様の声から生まれたマット。
- 適度な反発性と復元力を維持させるハトム空気穴を4カ所に標準加工。

▼高さをご指定ください。

幅：42cm 奥行：40cm 高さ：3/5cm・3/8cm・3/11cm

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

Air Hole エアホール標準加工

胸が当たる部分に窪み(エアホール)を設けている加工です。
エアホール加工により、胸部の圧迫感が軽減します。



セミバスト

TB-77C-106 ¥7,500(税別)

- 通常製品よりも横幅のみを12cm小さくしたコンパクトバストマット。
- 適度な反発性と復元力を維持させるハトム空気穴を4カ所に標準加工。

幅：30cm 奥行：50cm 高さ：3/11cm

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

バストロン

TB-77C-109 ¥12,000(税別)

- 通常製品よりも奥行きのみ20cm長くした細長タイプの胸当てマット。


幅：42cm 奥行：70cm 高さ：3/11cm

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

Air Hole エアホール標準加工

胸が当たる部分に窪み(エアホール)を設けている加工です。
エアホール加工により、胸部の圧迫感が軽減します。



a ミニバスト

TB-77C-92 ¥7,500(税別)

b 薄型ミニバスト

TB-77C-94 ¥7,000(税別)

- 通常製品よりも奥行きのみ10cm短くしたコンパクト型バストマット。

ミニバスト/幅：42cm 奥行：40cm 高さ：3/11cm 重量：約0.4kg

薄型ミニバスト/幅：42cm 奥行：40cm 高さ：3/5cm 重量：約0.4kg

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

Air Hole エアホール標準加工

胸が当たる部分に窪み(エアホール)を設けている加工です。
エアホール加工により、胸部の圧迫感が軽減します。





a 薄型ケアバスト

TB-77C-73 ¥7,500(税別)

▼高さをご指定ください。

薄型ケアバスト/幅:42cm 奥行:50cm 高さ:3/5cm・3/8cm 重量:約0.5kg

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

Air Hole エアホール標準加工

胸が当たる部分に窪み(エアホール)を設けている加工です。
エアホール加工により、胸部の圧迫感が軽減します。

b 薄型ケアバスト用綿製カバー


C-73-01 ¥3,000(税別)

c 薄型ケアバスト用綿製ハーフカバー

C-73-02 ¥2,400(税別)

綿カラー(7色対応)

◀綿カラーをご指定ください。[下記参照]



薄型カラーバスト

TB-77C-130 ¥7,500(税別)

■昔ながらの四角形状を維持した丸みを持たない定番の薄型式マット。

▼高さをご指定ください。

幅:42cm 奥行:50cm 高さ:3/5cm・3/8cm 重量:約0.5kg

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

Air Hole エアホール標準加工

胸が当たる部分に窪み(エアホール)を設けている加工です。
エアホール加工により、胸部の圧迫感が軽減します。



カットピロー

TB-77C-123 ¥13,000(税別)

■シンプルなデザイン形状が使いやすさと用途を広げる万能マット。


幅:42cm 奥行:50cm 高さ:3/11cm 重量:約0.7kg

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

Air Hole エアホール標準加工

胸が当たる部分に窪み(エアホール)を設けている加工です。
エアホール加工により、胸部の圧迫感が軽減します。



スマイルピロー

TB-77C-107 ¥11,000(税別)

■うつ伏せ時のフェイスマットとして活用できる一体型胸当てマクラ。

幅:42cm 奥行:50cm 高さ:3/6cm 重量:約0.6kg

オリジナルレザー(18色対応)


◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

Air Hole エアホール標準加工

胸が当たる部分に窪み(エアホール)を設けている加工です。
エアホール加工により、胸部の圧迫感が軽減します。

※息苦しさを軽減するためにも有孔加工ベッドのご使用を推奨します。





リッジ TB-77C-148 ¥7,500(税別)

■シンプルなデザイン形状が使いやすさと用途を広げる万能マット。

幅:42cm 奥行:50cm 高さ:3/11cm 重量:約0.8kg

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]



ホールピロー TB-77C-122 ¥15,000(税別)

■胸の圧迫感軽減とうつ伏せ時のフェイスマットとして活用するマット。

幅:42cm 奥行:57cm 高さ:3/6cm 重量:約1.5kg

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

※息苦しさを軽減するためにも有孔加工ベッドのご使用を推奨します。



a グッドピロー TB-77C-88 ¥6,000(税別)

b ホールドマット TB-77C-65 ¥6,000(税別)

グッドピロー/幅:30cm 奥行:31cm 高さ:2/7cm 重量:約0.4kg

ホールドマット/幅:30cm 奥行:50cm 高さ:3/11cm 重量:約0.6kg

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]



パーシモン TB-77C-142 ¥7,500(税別)

低反発パーシモン TB-77C-144 ¥14,000(税別)

■シンプルなデザイン形状が使いやすさと用途を広げる万能マット。

▼高さをご指定ください。

幅:40cm 奥行:32cm 高さ:3/5cm・3/8cm・3/11cm

重量:パーシモン/約0.5kg 低反発パーシモン/約0.6kg

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。





a カラー胸当てマクラ TB-77C-12 ¥5,300(税別)

■抜群のサイズ感とクッション性で昔から愛用されている定番マクラ。
 ■適度な反発性と復元力を維持させるハトメ空気穴を4カ所に標準加工。
 幅：35cm 奥行：37cm 高さ：4/10cm 重量：約0.5kg

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

b 胸当てマクラ用綿製カバー C-12 ¥2,100(税別)

綿カラー(7色対応) ◀綿カラーをご指定ください。[下記参照]




a カラー幸せの胸当てマクラ TB-77C-24 ¥7,500(税別)

■院内の雰囲気明るくする女性や子供に人気のハート型バスタマット。
 ■適度な反発性と復元力を維持させるハトメ空気穴を4カ所に標準加工。
 幅：37cm 奥行：32cm 高さ：3.5/9.5cm 重量：約0.4kg

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

b 幸せの胸当てマクラ用綿製カバー C-24 ¥3,000(税別)

綿カラー(7色対応) ◀綿カラーをご指定ください。[下記参照]



a ロングボディマット TB-77C-02 ¥11,500(税別)

■うつ伏せ時の姿勢を安定させて顔への圧迫感も軽減する専用マット。
 ■胸部から顔部までを安定して姿勢保持する伏臥位一体型開発マット。
 幅：27/42cm 奥行：82cm 高さ：6/12cm 重量：約1.8kg

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]



AirHole エアホール標準加工

胸が当たる部分に窪み(エアホール)を設けている加工です。
 エアホール加工により、胸部の圧迫感が軽減します。

※息苦しさを軽減するためにも有孔加工ベッドのご使用を推奨します。

b ロングボディマット用綿製カバー C-02 ¥4,500(税別)

綿カラー(7色対応) ◀綿カラーをご指定ください。[下記参照]



薄型ロングボディ TB-77C-87 ¥11,500(税別)

■うつ伏せ時の姿勢を安定させて顔への圧迫感も軽減する専用マット。
 ■胸部から顔部までを安定して姿勢保持する伏臥位一体型開発マット。
 幅：27/42cm 奥行：82cm 高さ：3/6cm 重量：約1.5kg

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

AirHole エアホール標準加工

胸が当たる部分に窪み(エアホール)を設けている加工です。
 エアホール加工により、胸部の圧迫感が軽減します。

※息苦しさを軽減するためにも有孔加工ベッドのご使用を推奨します。





オメガピロー

TB-77C-108 ¥20,000(税別)

- 埋込式ケアフェイスマット(TB-77C-28) & 埋込式無孔マット付き。
- 胸部から顔部までを安定して姿勢保持する伏臥位一体型開発マット。

幅: 42cm 奥行: 65cm 高さ: 3/8cm

※ケアフェイスマット(TB-77C-28) 1個付き 無孔マット1個付き

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

※息苦しさを軽減するためにも有孔加工ベッドのご使用を推奨します。



カラーPフェイス

TB-77C-22 ¥12,000(税別)

- うつ伏せ時の息苦しさを解消する立体型構造で長時間の施術も安心。
- 胸部から顔部までを安定して姿勢保持する伏臥位一体型開発マット。

幅: 49cm 奥行: 50cm 高さ: 2/14cm

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]



a ケアボディマット

TB-77C-30 ¥8,800(税別)

- U型有孔でうつ伏せ時の息苦しさを軽減できる簡易的なバスマット。
- 適度な反発性と復元力を維持させるハトメ空気穴を4カ所に標準加工。

幅: 42cm 奥行: 66cm 高さ: 3/11cm 重量: 約0.8kg

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

Air Hole エアホール標準加工

胸が当たる部分に窪み(エアホール)を設けている加工です。

エアホール加工により、胸部の圧迫感が軽減します。

※息苦しさを軽減するためにも有孔加工ベッドのご使用を推奨します。

b ケアボディマット用綿製カバー

C-30 ¥4,000(税別)

綿カラー(7色対応)

◀綿カラーをご指定ください。[下記参照]

白

グリーン

ブルー

ピンク

イエロー

キャメル

ブラウン



フェイスエアー

TB-77C-189 ¥8,000(税別)

- うつ伏せ時の息苦しさを解消する立体的構造で長時間の施術も安心。
- 顔全体を包み込むような設計により圧迫感を分散するフェイスマット。

幅: 28cm 奥行: 28cm 高さ: 8cm 重量: 約0.3kg


オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

※バスマット系製品と併用してお使いください。

※息苦しさを軽減するためにも有孔加工ベッドのご使用を推奨します。





シーフェイス

TB-78C-06 ¥6,000(税別)

- うつ伏せ時に縫い目が顔に残ることを解消した伏臥位専用マット。
 - 顔全体を包み込むような設計により圧迫感を分散するフェイスマット。
- 幅:30cm 奥行:30cm 高さ:8cm 重量:約0.5kg
※マジックベルト付き

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

※バスマット系製品と併用してお使いください。
※息苦しさを軽減するためにも有孔加工ベッドのご使用を推奨します。



a ニューフェイス

TB-77C-126 ¥8,000(税別)

- ほほとひたいで圧迫感を分散するニュータイプのうつ伏せ専用マット。
 - 患者様に合わせた適切な伏臥位姿勢を調整できるマジックテープ付き。
- ▼サイズ(高さをご指定ください。)
幅:29cm 奥行:29cm 高さ:4cm・8cm マジックベルト付き 重量:約0.4kg



オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

※バスマット系製品と併用してお使いください。
※息苦しさを軽減するためにも有孔加工ベッドのご使用を推奨します。

b ニューフェイス用綿製カバー

C-126 ¥3,000(税別)

綿カラー(7色対応) ◀綿カラーをご指定ください。[下記参照]



低反発フェイス

TB-77C-160 ¥10,000(税別)

- 体圧分散性と衝撃吸収性に優れている低反発ウレタンフォームを採用。
 - 患者様に合わせた適切な伏臥位姿勢を調整できるマジックテープ付き。
- 幅:29cm 奥行:29cm 高さ:8cm 重量:約0.7kg
低反発ウレタン仕様 マジックベルト付き

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

※バスマット系製品と併用してお使いください。
※息苦しさを軽減するためにも有孔加工ベッドのご使用を推奨します。
※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。



a ケアフェイスマット

TB-77C-28 ¥7,500(税別)

- 顔全体を包み込むような設計により圧迫感を分散するフェイスマット。
 - 適度な反発性と復元力を維持させるハトメ空気穴を2カ所に標準加工。
- 幅:28cm 奥行:28cm 高さ:8cm 重量:約0.4kg


オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

※バスマット系製品と併用してお使いください。
※息苦しさを軽減するためにも有孔加工ベッドのご使用を推奨します。

b ケアフェイス用綿製カバー

C-28 ¥3,000(税別)

綿カラー(7色対応) ◀綿カラーをご指定ください。[下記参照]





a スロープフェイス TB-77C-03 ¥7,500(税別)


■3cmのスロープ(傾斜)がうつ伏せ時の安定した姿勢を実現するマット。
 ■適度な反発性と復元力を維持させるハトメ空気穴を2カ所に標準加工。
 幅:28cm 奥行:28cm 高さ:8/11cm 重量:約0.4kg

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

※バスマット系製品と併用してお使いください。
 ※息苦しさを軽減するためにも有孔加工ベッドのご使用を推奨します。

b スロープフェイス用綿製カバー C-03 ¥3,000(税別)

綿カラー(7色対応) ◀綿カラーをご指定ください。[下記参照]



a ホールフェイス TB-77C-168 ¥8,000(税別)

b 低反発ホールフェイス TB-77C-181 ¥10,000(税別)

■目元まわりの圧迫感を軽減するように開発されたうつ伏せ専用マット。
 ■患者様に合わせた適切な伏臥位姿勢を調整できるマジックテープ付き。
 幅:30cm 奥行:30cm 高さ:8cm ※マジックベルト付き
 重量:ホールフェイス/約0.4kg 低反発ホールフェイス/約0.6kg

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]


※バスマット系製品と併用してお使いください。
 ※息苦しさを軽減するためにも有孔加工ベッドのご使用を推奨します。
 ※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。

薄型ホールフェイス TB-77C-190 ¥8,000(税別)

■目元まわりの圧迫感を軽減するように開発されたうつ伏せ専用マット。
 ■患者様に合わせた適切な伏臥位姿勢を調整できるマジックテープ付き。
 幅:30cm 奥行:30cm 高さ:4cm 重量:約0.3kg

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

※バスマット系製品と併用してお使いください。
 ※息苦しさを軽減するためにも有孔加工ベッドのご使用を推奨します。





スーパーフェイス TB-77C-162 ¥9,000(税別)

■包みこむような柔らかさのスーパーソフトウレタンフォームを採用。
 ■患者様に合わせた適切な伏臥位姿勢を調整できるマジックテープ付き。
 幅:29cm 奥行:29cm 高さ:8cm 重量:約0.5kg
 ※マジックベルト付き

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

※バスマット系製品と併用してお使いください。
 ※息苦しさを軽減するためにも有孔加工ベッドのご使用を推奨します。





フェイスストップ

TB-77C-185 ¥8,500(税別)

- 長時間の施術でもズレない安定性を実現するストップレザーを採用。
 - 顔全体を包み込むような設計により圧迫感を分散するフェイスマット。
- 幅:28cm 奥行:28cm 高さ:8cm 重量:約0.4kg

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- ※滑り止め(ストップレザー)の黒色は変更できません。
- ※バスマット系製品と併用してお使いください。
- ※息苦しさを軽減するためにも有孔加工ベッドのご使用を推奨します。



a カラーフェイスクッション

TB-77C-09 ¥7,500(税別)

- うつ伏せと仰向けに使える万能クッション。マジックテープ調整付き。
 - 適度な反発性と復元力を維持させるハトムエ空気穴を4カ所に標準加工。
- 幅:30cm 奥行:28cm 高さ:8cm 重量:約0.5kg

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- ※バスマット系製品と併用してお使いください。
- ※息苦しさを軽減するためにも有孔加工ベッドのご使用を推奨します。

b フェイスクッション用綿製カバー

C-09 ¥3,000(税別)

綿カラー(7色対応) ◀綿カラーをご指定ください。[下記参照]

白 グリーン ブルー ピンク イエロー キャメル ブラウン



フェイスサー

TB-77C-163 ¥8,000(税別)

- うつ伏せ時の圧迫感を軽減する顔全体を密着させない縦型式マット。
 - 患者様に合わせた適切な伏臥位姿勢を調整できるマジックテープ付き。
- 幅:11cm 奥行:40cm 高さ:7cm(※クッション1個のサイズ) 重量:約0.4kg

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- ※バスマット系製品と併用してお使いください。
- ※息苦しさを軽減するためにも有孔加工ベッドのご使用を推奨します。



ポータル縦型ヘッド

TB-77C-67 ¥10,000(税別)

- うつ伏せ時の圧迫感を軽減する顔全体を密着させない縦型式マット。
 - 患者様に合わせた適切な伏臥位姿勢を調整できる4カ所ネジ機能付き。
- 幅:26~33cm 奥行:29cm 高さ:8.5cm

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- ※本体裏面のネジ4カ所を調節することで、クッション同士の間隔、ポジションを簡単にセッティングできます。
- ※バスマット系製品と併用してお使いください。
- ※息苦しさを軽減するためにも有孔加工ベッドのご使用を推奨します。




有孔ピロー

TB-77C-124 ¥12,000(税別)

■体圧分散と衝撃吸収に優れている低反発ウレタンフォームを採用。
 ■顔の圧迫感軽減と快適なうつ伏せ術術を実現する伏臥位専用マット。
 幅:22cm 奥行:33cm 高さ:6cm (有孔の長さ:19cm)
 低反発ウレタン仕様。

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

※バスマット系製品と併用してお使いください。
 ※息苦しさを軽減するためにも有孔加工ベッドのご使用を推奨します。
 ※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。



キューブ

TB-77C-153 ¥2,400(税別)

■用途に応じてサイズを選べるオーダータイプの長方体型万能マクラ。
 ■一般的な仰向け時に使用する頭部用マクラや上肢用としても活躍。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	25	30	35			
奥行	10	15	20			
高さ	5	6	7	8	9	10

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

重量:約0.3kg



a カラー角マクラ

TB-77C-01 ¥1,400(税別)

■昔ながらの定番品として愛用され続けている人気No.1の頭部用マクラ。
 ■適度な反発性と復元力を維持させるハトムエ空気穴を2カ所に標準加工。
 幅:27cm 奥行:11cm 高さ:9cm 重量:約0.3kg

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]


b 角マクラ用綿製カバー

C-01 ¥800(税別)

c G型角マクラカバー

C-01G ¥900(税別)

綿カラー(7色対応) ◀綿カラーをご指定ください。[下記参照]



a カラー額マクラ(小)

TB-77C-11 ¥1,200(税別)


■うつ伏せ時に圧迫感を軽減したり頭部や上肢等の様々な部位に活躍。
 ■適度な反発性と復元力を維持させるハトムエ空気穴を2カ所に標準加工。
 幅:25cm 奥行:13cm 高さ:4.5cm 重量:約0.2kg


オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

b 額マクラ(小)用綿製カバー

C-11 ¥1,000(税別)

綿カラー(7色対応) ◀綿カラーをご指定ください。[下記参照]






a カラー額マクラ (小高) TB-77C-10 ¥1,700(税別)

■うつ伏せ時に圧迫感を軽減したり頭部や上肢等の様々な部位に活躍。
 ■適度な反発性と復元力を維持させるハトメ空気穴を2カ所に標準加工。
 幅:25cm 奥行:13cm 高さ:6cm 重量:約0.3kg

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

b 額マクラ (小高)用綿製カバー C-10 ¥1,000(税別)

綿カラー(7色対応) ◀綿カラーをご指定ください。[下記参照]



かどまる5点セット TB-77C-112 ¥13,900(税別)

a かどまるマクラ (小) TB-77C-71 ¥2,800(税別)

b かどまるマクラ (小高) TB-77C-72 ¥2,800(税別)

c かどまるマクラ (中) TB-77C-110 ¥3,000(税別)


d かどまるマクラ TB-77C-66 ¥3,000(税別)

e かどまるマクラ (大) TB-77C-111 ¥3,800(税別)

■施術用途や患者様の体型に応じて5種類の高さから選べる万能マクラ。

- a** 幅:34cm 奥行:16cm 高さ:4.5cm 重量:約0.3kg
- b** 幅:34cm 奥行:16cm 高さ:6cm 重量:約0.4kg
- c** 幅:34cm 奥行:16cm 高さ:7.5cm 重量:約0.5kg
- d** 幅:34cm 奥行:16cm 高さ:9cm 重量:約0.5kg
- e** 幅:34cm 奥行:16cm 高さ:10.5cm 重量:約0.6kg

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]



a かどまるマクラ (小)用綿製カバー C-71 ¥1,200(税別)

b かどまるマクラ (小高)用綿製カバー C-72 ¥1,200(税別)

c かどまるマクラ (中)用綿製カバー C-110 ¥1,200(税別)


d かどまるマクラ用綿製カバー C-66 ¥1,200(税別)

e かどまるマクラ (大)用綿製カバー C-111 ¥1,200(税別)

■お肌に優しい綿100%生地を採用した簡単に取り換えてできる筒形形状。

綿100%生地(防縮加工)
 ※検針済み

綿カラー(7色対応) ◀綿カラーをご指定ください。[下記参照]



a かどまるワイド TB-77C-131 ¥7,500(税別)

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	40	45	50	55	
奥行	16	20	24	28	
高さ	4.5	6	7.5	9	10.5

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

b かどまるパーク TB-77C-128 ¥5,000(税別)

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	34				
奥行	16				
高さ	4.5	6	7.5	9	10.5

パークレザー(3色対応) ◀レザー色をご指定ください。[左記参照]

重量:かどまるワイド/約0.5kg かどまるパーク/約0.4kg



a ユーピロー

TB-77C-173 ¥5,800(税別)

■施術時の邪魔にならない台形式デザインの仰向け時頭部専用マクラ。
幅：30cm 奥行：28cm 高さ：6/8cm

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]


b リラックスアーム

TB-77C-174 ¥17,000(税別)

■仰向け時の施術でも腕や肩回りの筋肉を楽にリラックスさせるマクラ。
幅：70cm 奥行：50cm 高さ：1/15cm

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

裏面：滑り止め(ストップレザ)加工付き
※ストップレザの黒色は変更できません。



a カラー半円額マクラ

TB-77C-08 ¥3,800(税別)



■うつ伏せから仰向けまで様々な部位の身体の間隙を補助する半円形状。
■適度な反発性と復元力を維持させるハトメ空気穴を2カ所に標準加工。
幅：29cm 奥行：14cm 高さ：7cm 重量：約0.3kg

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

b 半円額マクラ用綿製カバー

C-08 ¥1,500(税別)

綿カラー(7色対応) ◀綿カラーをご指定ください。[下記参照]



a カラー半円マクラ(大)

TB-77C-07 ¥4,800(税別)


■うつ伏せから仰向けまで様々な部位の身体の間隙を補助する半円形状。
■適度な反発性と復元力を維持させるハトメ空気穴を2カ所に標準加工。
幅：37cm 奥行：24cm 高さ：12cm 重量：約0.8kg

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

b 半円マクラ(大)用綿製カバー

C-07 ¥1,500(税別)

綿カラー(7色対応) ◀綿カラーをご指定ください。[下記参照]



a カラー半円マクラ(特大)

TB-77C-04 ¥7,500(税別)


■うつ伏せから仰向けまで様々な部位の身体の間隙を補助する半円形状。
■適度な反発性と復元力を維持させるハトメ空気穴を2カ所に標準加工。
幅：50cm 奥行：24cm 高さ：12cm 重量：約1kg

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

b 半円マクラ(特大)用綿製カバー

C-04 ¥1,700(税別)

綿カラー(7色対応) ◀綿カラーをご指定ください。[下記参照]




a 半円サークルピロー TB-77C-186 ¥5,000(税別)

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	26	30	34		
奥行	12	16	20		
高さ	6	7	8	9	10

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

重量:約0.4kg

b キルト半円マクラ(大) TB-77C-179 ¥9,600(税別)

幅:37cm 奥行:24cm 高さ:12cm

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

重量:約0.8kg


a 半円ロング TB-77C-132 ¥12,000(税別)

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	55	60	65	70
奥行	24			
高さ	8	10	12	14


オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

重量:約1.3kg

b 96型マクラ TB-77C-96 ¥6,000(税別)

幅:20cm 奥行:24cm 高さ:12cm 重量:約0.4kg

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]


a ケアーマユマクラ TB-77C-31 ¥5,000(税別)

 ■うつ伏せから仰向けまで様々な部位を安定させる人気の万能マクラ。
 ■頭部用マクラからうつ伏せ時の顔マクラとしても活用できる安定感。


幅:39cm 奥行:15cm 高さ:5.5/9cm 重量:約0.4kg

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

b マユマクラ用綿製カバー C-31 ¥2,400(税別)

綿カラー(7色対応) ◀綿カラーをご指定ください。[下記参照]

白	グリーン	ブルー	ピンク	イエロー	キャメル	ブラウン
---	------	-----	-----	------	------	------


a 足置きクッション TB-77C-39 ¥4,800(税別)

c レッグス TB-77C-125 ¥14,000(税別)

 ■うつ伏せ時に足の甲にそわせて使用することで安定した施術を実現。
 ■適度な反発性と復元力を維持させるハトムシ空気穴を2カ所に標準加工。

足置きクッション/幅:50cm 奥行:13cm 高さ:11cm 重量:約0.7kg

レッグス/幅:50cm 奥行:13cm 高さ:11cm 低反発ウレタン仕様 重量:約0.7kg


オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。

b 足置きクッション用綿製カバー C-39 ¥1,700(税別)

綿カラー(7色対応) ◀綿カラーをご指定ください。[下記参照]

白	グリーン	ブルー	ピンク	イエロー	キャメル	ブラウン
---	------	-----	-----	------	------	------



ローフット

TB-77C-175 ¥4,800(税別)

- うつ伏せ時に足の甲にそわせて使用することで安定した施術を実現。
 - 高さ6cmの半円が施術用途に応じて部位を安定させる足置きマクラ。
- 幅:50cm 奥行:13cm 高さ:6cm 重量:約0.4kg

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]



ツインフットピロー


TB-77C-119 ¥15,000(税別)

- 別々に分離して両足に使用できるマジックテープ式足置きクッション。
- うつ伏せ時に足の甲にそわせて使用することで安定した施術を実現。

Aタイプ/幅:35(連結時70)cm 奥行:12cm 高さ:9cm
 Bタイプ/幅:35(連結時70)cm 奥行:14cm 高さ:11cm
 Cタイプ/幅:35(連結時70)cm 奥行:16cm 高さ:12.5cm

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

重量:約1kg
 ※連結方法はマジックテープ式です。



a 低反発フットケア

TB-77C-75 ¥9,000(税別)

- 仰向け時に両足のふくらはぎから足首を安定して姿勢保持するマクラ。
 - 体圧分散と衝撃吸収に優れている低反発ウレタンフォームを採用。
- 幅:47cm 奥行:18cm 高さ:13/17cm 重量:約1kg


オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。

b 低反発フットケア用綿製カバー

C-75 ¥4,000(税別)

綿カラー(7色対応) ◀綿カラーをご指定ください。[下記参照]



a 低反発上下肢ケア

TB-77C-78 ¥8,400(税別)

- 上肢から下肢まで様々な部位を安定させる万能タイプの保持マクラ。
 - 体圧分散と衝撃吸収に優れている低反発ウレタンフォームを採用。
- 幅:47cm 奥行:18cm 高さ:6/10cm 重量:約0.7kg


オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]


※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。

b 低反発上下肢ケア用綿製カバー

C-78 ¥4,000(税別)

綿カラー(7色対応) ◀綿カラーをご指定ください。[下記参照]





a フットリフレ TB-77C-120 ¥14,000(税別)

■上肢から下肢まで様々な部位を安定させる万能タイプの保持マクラ。
幅:55cm 奥行:18cm 高さ:6/10cm 重量:約0.8kg
オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]
※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。

b キング TB-77C-141 ¥11,000(税別)

■反発性の高い高反発ウレタンを採用した絶妙な傾斜角付き保持マクラ。
幅:47cm 奥行:20cm 高さ:10/15cm 重量:約0.6kg
オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]
※高反発ウレタンを採用



a A型フットピロー TB-77C-84 ¥8,000(税別)

■足のリラックス感を実現するうつ伏せから仰向けまで活用できるピロー。
■絶妙なアール形状が隙間をつくらず安定した施術につながる片足サイズ。
幅:25cm 奥行:51cm 高さ:17cm 重量:約1.2kg
オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

b B型フットピロー TB-77C-77 ¥9,000(税別)

■足のリラックス感を実現するうつ伏せから仰向けまで活用できるピロー。
■絶妙なアール形状が隙間をつくらず安定した施術につながる片足サイズ。
幅:55cm 奥行:51cm 高さ:17cm 重量:約2.6kg
オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]



フッティ TB-77C-150 ¥6,000(税別)

■2個ワンセットで両足に使用できる裏面ストップレザ採用の足マクラ。
■うつ伏せ時に足の甲にそわせて使用することで安定した施術を実現。
幅:25cm 奥行:10cm 高さ:8cm(※クッション1個のサイズ) 重量:約0.4kg
裏面は滑らないストップレザ加工付き
オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]
※ストップレザの黒色は変更できません。
※クッション2個でワンセットです。
※クッション同士を連結させることはできません。



a レッグサポーター TB-77C-70 ¥6,000(税別)


c 薄型レッグサポーター TB-77C-115 ¥6,000(税別)

■両足で挟み横向きの姿勢を安定させる伏臥位に適したサポートマクラ。
■直立姿勢でのリハビリ運動を実現する介護施設等でも人気のアイテム。
レッグサポーター/幅:26cm 奥行:20cm 高さ:8/15cm 重量:約0.4kg
薄型レッグサポーター/幅:26cm 奥行:20cm 高さ:5/12cm 重量:約0.3kg
オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

b レッグサポーター用綿製カバー C-70 ¥3,000(税別)

綿カラー(7色対応) ◀綿カラーをご指定ください。[下記参照]

白 グリーン ブルー ピンク イエロー キャメル ブラウン



a レッグベース

TB-77C-129 ¥19,000(税別)

■仰向け時の姿勢を安定させる足のリラックス感を実現した片足マクラ。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	25	30	35	40
奥行	55	60	65	70
高さ	10	15	20	25

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

b 下肢アップ

TB-77C-95 ¥16,000(税別)

■仰向け時の姿勢を安定させる足のリラックス感を実現した両足マクラ。

幅:60cm 奥行:50cm 高さ:15cm

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]



a 下肢ブロック

TB-77C-76 ¥18,000(税別)

■仰向け時の姿勢を安定させる足のリラックス感を実現した大型マクラ。

幅:60cm 奥行:45cm 高さ:29cm

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

b レッグイージー

TB-77C-164 ¥10,000(税別)

■両足で挟むクッションから足置きマクラとしても活用できる優れモノ。

■折りたたんで裏面のマジックテープで固定できる多機能なマルチ機能。

幅:26/52cm 奥行:20cm 高さ:10/20cm 重量:約0.5kg

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]



a 低反発下肢マット

TB-77C-82 ¥18,000(税別)

■体圧分散と衝撃吸収に優れている低反発ウレタンフォームを採用。

幅:29cm 奥行:65cm 高さ:3/10cm

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。

b マッシュアップ

TB-77C-117 ¥30,000(税別)

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	45	50	55	60
奥行	55	60	65	70
高さ	3/10		3/15	

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。



フットスリーブ

TB-77C-56 ¥13,300(税別)


■仰向け時の姿勢を安定させる足のリラックス感を実現した人気マクラ。

■絶妙な表面形状が下肢の隙間をつくらぬこだわりのフットセラピー。

幅:50cm 奥行:61cm 高さ:16/22cm 重量:約4.6kg

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]


フットポジション

TB-77C-51 ¥8,000(税別)

■うつ伏せ時の姿勢を安定させるマジックテープ脱着式の足置きマクラ。
 ■両足でも片足でも用途に応じた分離式。空気穴を2カ所に標準加工。
 幅:48(24)cm 奥行:28cm 高さ:7.5/13cm 重量:約1.9kg

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

※脱着方法:マジックテープ式


a ニーロック

TB-77C-177 ¥20,000(税別)

■仰向け時の姿勢を安定させる足のリラックス感とサポート性を実現。
 ■両足でも片足でも用途に応じて足の関節からひざを優しくロックング。
 幅:23cm 奥行:31cm 高さ:22cm

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

※2個1組

b ポメルピロー

TB-77C-135 ¥8,000(税別)

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	20	30	40	50
奥行	16	20	24	28
高さ	6	7.5	9	10.5

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

重量:約0.4kg


a カラー三角マクラ

TB-77C-13 ¥8,800(税別)

c 100型マクラ

TB-77C-100 ¥9,000(税別)

■仰向けの足の姿勢を安定させるリハビリ訓練でも活躍しているマクラ。
 ■ひざ裏からサポート性がこち良い形状。空気穴を2カ所に標準加工。
 カラー三角マクラ/幅:41cm 奥行:25cm 高さ:23cm 重量:約1.5kg
 100型マクラ/幅:25cm 奥行:25cm 高さ:25cm 重量:約1kg

オリジナルレザー(18色対応)



◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

b 三角マクラ用綿製カバー

C-13 ¥2,100(税別)

綿カラー(7色対応)

◀綿カラーをご指定ください。[下記参照]


a A型三角マクラ

TB-77C-97 ¥13,000(税別)

幅:50cm 奥行:25cm 高さ:25cm 重量:約1.7kg

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

b 三角ユニット

TB-77C-136 ¥16,000(税別)


▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	40	45	50	55
奥行	26	30	34	38
高さ	23	26	29	32

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

重量:約2kg





a リハビリマクラ TB-77C-32 ¥8,800(税別)

■ 上肢から下肢まで様々な用途に活用できる人気のリハビリ訓練マクラ。
 ■ 患者様に安心感を与える柔らか過ぎない適度なウレタンフォームを採用。
 幅:44cm 奥行:28cm 高さ:20cm 重量:約2kg

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

b リハビリマクラ用綿製カバー C-32 ¥2,100(税別)

綿カラー(7色対応) ◀綿カラーをご指定ください。[下記参照]





a 訓練用マクラ・3点セット TB-77C-38 ¥9,500(税別)

■ 単体での使用や複数を組み合わせてたりして様々な姿勢を保持するセット。
 ■ リハビリ用として長く愛用されている2種類の三角形の定番のマクラ。
 ■ 患者様に安心感を与える柔らか過ぎない適度なウレタンフォームを採用。
 (大) 幅:40cm 奥行:40cm 高さ:10cm
 (小) 幅:40cm 奥行:20cm 高さ:10cm

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

b 訓練用マクラ・3点セット用綿製カバー C-38 ¥4,000(税別)

綿カラー(7色対応) ◀綿カラーをご指定ください。[下記参照]



a チェンジャー TB-77C-167 ¥20,000(税別)


■ 横向き姿勢で腕の圧迫感を軽減する中心部の取り外しが可能なマクラ。
 幅:50cm 奥行:60cm 高さ:15cm
 クッション厚:15cm

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

b 体位変換マット TB-77-69 ¥8,000(税別)

■ 患者様の快適なポジショニングを実現する体位変換用の三角マクラ。
 ■ お肌にやさしい綿100%素材だからお洗濯も可能です。2個セット。
 幅:40cm 奥行:20cm 高さ:10cm 重量:約0.4kg

綿カラー(7色対応) ◀綿カラーをご指定ください。[下記参照]



a シャメン10 TB-77C-155 ¥10,000(税別)


b シャメン20 TB-77C-156 ¥14,000(税別)

c シャメン30 TB-77C-157 ¥18,000(税別)

■ 施術やリハビリの用途に応じた傾斜角度を実現する人気のアイテム。
 ■ 長時間の施術でもズレない安定性を実現するストッパーを採用。
 シャメン10/幅:50cm 奥行:60cm 高さ:11cm (傾斜角度10°)
 シャメン20/幅:50cm 奥行:60cm 高さ:21.5cm (傾斜角度20°)
 シャメン30/幅:50cm 奥行:60cm 高さ:33.5cm (傾斜角度30°)
 重量:シャメン10/約1kg シャメン20/約1.4kg シャメン30/約1.9kg
 裏面:滑り止め(ストッパー)加工付

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

※ストッパーの黒色は変更できません。



a 傾斜ブロック TB-77C-64 ¥24,000(税別)

■安定したサイズと重量感が患者様に安心感を与える姿勢保持マクラ。
幅:50cm 奥行:67cm 高さ:35cm


オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

b バックリリーフ TB-77C-134 ¥32,000(税別)

■うつ伏せから仰向けまで使用できる用途に応じて幅を選べるマクラ。
▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	60	65	70	75	80	85	90	95
奥行	90							
高さ	3/15							

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]



a トライアングル TB-77C-57 ¥11,300(税別)


b バックレス TB-77C-90 ¥16,000(税別)

■仰向け時の姿勢を楽にする背もたれとしてや足置きマクラとして活躍。

トライアングル/幅:50cm 奥行:60cm 高さ:26cm
バックレス/幅:60cm 奥行:40cm 高さ:20cm 重量:約1.8kg

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

※バックレス/裏面:滑り止め(ストップレザー)加工付



a カラー万能マクラ TB-77C-15 ¥4,000(税別)

b カラーひじ・ひざマクラ TB-77C-19 ¥7,500(税別)


■うつ伏せから仰向けまで様々な部位の身体の隙間を補助する半円形状。
■適度な反発性と復元力を維持させるハトムシ空気穴を標準加工。

カラー万能マクラ/幅:34cm 奥行:12.5cm 高さ:8cm 重量:約0.4kg
カラーひじ・ひざマクラ/幅:45cm 奥行:20cm 高さ:17cm 重量:約1.3kg

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

c ひじ・ひざマクラ用綿製カバー C-19 ¥1,700(税別)

綿カラー(7色対応) ◀綿カラーをご指定ください。[下記参照]



a 傾斜ストップ TB-77C-137 ¥32,000(税別)

■長時間の施術でもズレない安定性を実現するストップレザーを採用。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	45	50	55	60
奥行	45	50	55	60
高さ	15	20	25	30

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]


重量:約4.4kg 裏面:滑り止め(ストップレザー)加工付

※ストップレザーの黒色は変更できません。

b マウンテンクッション TB-77C-40 ¥10,000(税別)

幅:50cm 奥行:60cm 高さ:12cm
快適な刺激。快適なポジション。多目的なりハビリマクラです。

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]



a スロップ TB-77C-127 ¥13,000(税別)

■長時間の施術でもズレない安定性を実現するストップレザーを採用。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	25	30	35	40	45	50
奥行	25					
高さ	20					

裏面:滑り止め(ストップレザー)加工付。

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

※ストップレザーの黒色は変更できません。

b サイドリリーフ TB-77C-139 ¥11,000(税別)

幅:42cm 奥行:30cm 高さ:3/15cm

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]



a リフターピロー TB-77C-68 ¥7,500(税別)

幅:35cm 奥行:55cm 高さ:4/10cm

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

c リフトバック TB-77C-133 ¥15,000(税別)


▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	45	50	55	60
奥行	40	45	50	55
高さ	2/8		4/10	

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

b リフターピロー用綿製カバー C-68 ¥3,000(税別)

白 グリーン ブルー ピンク イエロー キャメル ブラウン 綿カラー(7色対応)



ストレッチピロー TB-77C-161 ¥7,000(税別)


■仰向け状態で簡単にストレッチができる施術前のリラックス感を実現。
■身体の自然な重みで脊柱両脇を押し胸部を広げるストレッチマクラ。

幅:21cm 奥行:56cm 高さ:1/9.5cm 重量:約1.3kg

ストレッチピローを背中の下に敷き、その上に寝ころぶだけ。

背骨に沿ってなめらかにカーブする曲線が背筋を伸ばして体の自然な重みで脊柱両脇を押し、胸部を広げます。

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]



カラーワイドマクラ3点セット TB-77C-43 ¥13,000(税別)

a カラーワイド半円マクラ(大) TB-77C-46 ¥5,800(税別)

b カラーワイド半円額マクラ TB-77C-45 ¥4,800(税別)

c カラーワイド角マクラ TB-77C-44 ¥2,400(税別)

カラーワイド半円マクラ(大)/幅:45cm 奥行:24cm 高さ:12cm

カラーワイド半円額マクラ/幅:34cm 奥行:14cm 高さ:7cm

カラーワイド角マクラ/幅:34cm 奥行:13cm 高さ:8cm

重量:カラーワイド半円額マクラ/約0.4kg

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

■ワイドマクラ3点セット用綿製カバー C-43 ¥3,800(税別)

綿カラー(7色対応) ◀綿カラーをご指定ください。[下記参照]


白 グリーン ブルー ピンク イエロー キャメル ブラウン 綿カラー7色よりご指定ください。



セラピーマット	TB-610	¥41,100(税別)
a セラピーマット	TB-1070	¥15,000(税別)
b ケアバスト(エアホール有り)	TB-77C-27	¥7,500(税別)
c 股台用クッション	TB-633	¥3,800(税別)
d カラー半円額マクラ	TB-77C-08	¥3,800(税別)
e かどまるマクラ	TB-77C-66	¥3,000(税別)
f セラピーバッグ	TB-1071	¥8,000(税別)

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

セラピーマット/幅:45cm 奥行:88cm 高さ:4/18cm
 ケアバスト/幅:42cm 奥行:50cm 高さ:3/11cm
 カラー半円額マクラ/幅:29cm 奥行:14cm 高さ:7cm
 股台用クッション/幅:15cm 奥行:24cm 高さ:5/7cm
 かどまるマクラ/幅:34cm 奥行:16cm 高さ:9cm
 セラピーバッグ/幅:48cm 奥行:25cm 高さ:60cm



a フットヒップ	TB-77C-23	¥9,000(税別)
-----------------	-----------	------------

■座った姿勢の保持から仰向け時のでん部周辺を安定させる施術マクラ。
 幅:45cm 奥行:50cm 高さ:2.5/17cm 重量:約1.7kg
 フットマッサージ専用マクラ 快適なポジションで腰の負担を軽減

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

b アームピロー	TB-77C-165	¥7,000(税別)
-----------------	------------	------------

■楽な姿勢を維持する傾斜角度付きアーム&レッグ股台用クッション。
 ▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	25	30	35
奥行		20	
高さ		7/10	

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]



a 背上用かどまるマクラ	TB-78C-07	¥5,600(税別)
---------------------	-----------	------------

■背部をリクライニング調節してもズレ落ちない専用かどまる系マクラ。
 ●幅:35cm 奥行:16cm 高さ:6cm

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

b ハンドピロー	TB-77C-89	¥8,000(税別)
-----------------	-----------	------------

■指から手首周辺の施術に最適な裏面ストップレザー採用の専用ピロー。
 ■体圧分散と衝撃吸収に優れている低反発ウレタンフォームを採用。

幅:12cm 奥行:35cm 高さ:4/15cm
 厚み3cmの低反発ウレタン入り
 裏面:滑り止め(ストップレザー)加工付き

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

※ストップレザーの黒色は変更できません。
 ※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。



a カラーマッサージマクラ	TB-77C-05	¥5,000(税別)
----------------------	-----------	------------

■うつ伏せから仰向けまで施術用途に合わせて様々な部位に使用可能。
 ■適度な反発性と復元力を維持させるハトメ空気穴を2カ所に標準加工。
 幅:46cm 奥行:27cm 高さ:7/10cm 重量:約0.5kg

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

b マッサージマクラ用綿製カバー	C-05	¥1,500(税別)
-------------------------	------	------------

綿カラー(7色対応) ◀綿カラーをご指定ください。[下記参照]

白	グリーン	ブルー	ピンク	イエロー	キャメル	ブラウン
---	------	-----	-----	------	------	------



a A型角マクラ TB-77C-86 ¥4,800(税別)

■幅50cmが安心感を与える頭部用マクラから下肢用マクラとしても活躍。
幅：50cm 奥行：11cm 高さ：6cm
オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

b 保持ピロー TB-77C-79 ¥3,800(税別)

幅：25cm 奥行：14cm 高さ：7/9cm
オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

c 保持ピロー用綿製カバー C-79 ¥3,000(税別)


綿カラー(7色対応) ◀綿カラーをご指定ください。[下記参照]

白	グリーン	ブルー	ピンク	イエロー	キャメル	ブラウン
---	------	-----	-----	------	------	------



ヒーリングピロー TB-77C-187 ¥30,000(税別)

■スパ等の温浴施設で活用できるヒーリングルーム用ピロー付きマット。
■リラックスした座位の状態から読書や音楽を楽しめるレザー製マクラ。
幅：50cm 奥行：72/100cm 高さ：5/37cm
オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]



楽音マクラ TB-77C-188 ¥20,000(税別)

■周囲への音漏れを最小限に防止できる両側スピーカー内蔵型クッション。
■簡単に様々な音楽機器との接続が可能な便利なヘッドフォン端子仕様。
幅：47cm 奥行：22cm 高さ：8/18cm
オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]
※ニット生地のブルー色は変更できません。
※品名読み方：楽音(らくおん)マクラ




a ネイルピロー TB-77C-93 ¥9,000(税別)

■ネイルに適した半円形状で安定した施術とお客様のリラックス感を実現。
■体圧分散と衝撃吸収に優れている低反発ウレタンフォームを採用。
幅：46cm 奥行：11cm 高さ：6cm
低反発ウレタン仕様。専用レザーマット付き。(幅46cm×奥行46cm)
裏面：滑り止め(ストップレザ)加工付。
オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]
※ストップレザの黒色は変更できません。
※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。

b エステクッション TB-77C-41 ¥4,500(税別)

幅：45cm 奥行：38cm 高さ：2.5/6cm 重量：約0.6kg
背あげによるからだのズレ、摩擦、圧迫感を軽減できます。
オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]



a カラーハラマット TB-77C-29 ¥5,000(税別)

■うつ伏せや仰向けの姿勢から腰部と腹部への圧迫感を軽減するマット。
 ■適度な反発性と復元力を維持させるハトメ空気穴を2カ所に標準加工。
 幅:50cm 奥行:30cm 高さ:6cm
 高さ6cmが幅広い抵抗を支えます。腰のストレッチにも快適です。

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

b ボトピロー TB-77C-138 ¥6,000(税別)

■用途に応じて様々な活用方法を膨らませる画期的な長方体のマクラ。
 幅:20cm 奥行:16cm 高さ:14cm 重量:約0.5kg

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]



a ミニマッシュ TB-77C-121 ¥14,000(税別)

b カラーマッシュピロー TB-77C-14 ¥11,500(税別)

■仰向け時の頭部用マクラとして頸椎にジャストフィットする形状。
 ■体圧分散と衝撃吸収に優れている低反発ウレタンフォームを採用。


ミニマッシュ/幅:30cm 奥行:30cm 高さ:7/10cm 重量:約0.7kg
 カラーマッシュピロー/幅:50cm 奥行:30cm 高さ:7/10cm 重量:約0.9kg

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。

c マッシュピロー用綿製カバー C-14 ¥2,100(税別)

綿カラー(7色対応) ◀綿カラーをご指定ください。[下記参照]



a パイプマクラ TB-77C-81 ¥7,000(税別)


■優れた通気性とムレを防ぎ抜群の放熱性を実現するレザー製のマクラ。
 幅:46cm 奥行:24cm 高さ:9cm 重量:約1.5kg
 中材:ソフトパイプ(ポリエチレン100%)

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

b クールピロー TB-77-80 ¥7,000(税別)

■優れた通気性とムレを防ぎ抜群の放熱性を実現する洗える綿製ピロー。
 幅:46cm 奥行:24cm 高さ:9cm 綿100%(防縮加工) ※検針済み
 中材:ソフトパイプ(ポリエチレン100%)

綿カラー(7色対応) ◀綿カラーをご指定ください。[下記参照]



a 縦型ヘッド(ペーパーカッター付き) TB-619 ¥9,500(税別)

b 縦型ヘッド(ペーパーカッター無し) TB-613 ¥7,500(税別)

2個1組 アプローチシリーズ等の縦型ヘッドにご使用いただけます。
 重量:縦型ヘッド(ペーパーカッター付き)/約1kg
 縦型ヘッド(ペーパーカッター無し)/約1kg

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]


c マルチクッション TB-99 ¥11,000(税別)

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	50	55	60	65	70
奥行	20				
高さ	10				

マルチ機能に装着できる専用クッション。

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]




カラーサークル3点セット	TB-77C-52	¥19,500(税別)
a カラーサークル(大)	TB-77C-53	¥8,000(税別)
b カラーサークル(中)	TB-77C-54	¥6,500(税別)
c カラーサークル(小)	TB-77C-55	¥5,000(税別)

■筋力バランスの改善から基礎代謝の向上につながる体幹トレーニング。
■高齢者でも安全にリハビリ訓練を実現できるエクササイズストレッチ。

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- a** 直径: 16cm 長さ: 50cm 重量: 約0.8kg
- b** 直径: 12cm 長さ: 50cm 重量: 約0.5kg
- c** 直径: 8cm 長さ: 50cm 重量: 約0.4kg




ロングロール	TB-77C-91	¥14,000(税別)
--------	-----------	-------------

■筋力バランスの改善から基礎代謝の向上につながる体幹トレーニング。
■高齢者でも安全にリハビリ訓練を実現できるエクササイズストレッチ。

直径: 15cm 長さ: 90cm 重量: 約1.3kg
エクササイズや側臥位の姿勢保持 柔らかめのロールピロー

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]




a バランスロール(小)	TB-77C-35	¥26,000(税別)
b バランスロール(中)	TB-77C-36	¥30,000(税別)
c バランスロール(大)	TB-77C-37	¥39,000(税別)

■筋力バランスの改善から基礎代謝の向上につながる体幹トレーニング。
■高齢者でも安全にリハビリ訓練を実現できるエクササイズストレッチ。

- a** 直径: 10cm 長さ: 100cm 重量: 約1.2kg
- b** 直径: 20cm 長さ: 100cm 重量: 約2.5kg
- c** 直径: 38cm 長さ: 100cm 重量: 約14kg

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]



a U型クッション	TB-77C-118	¥11,000(税別)
------------------	------------	-------------

■産後や手術後の椅子に座る苦痛が軽減できるU型形状のクッション。
■症状や体型に合わせて簡単に微調整が可能なマジックテープ機能付き。

直径: 41cm 高さ: 7cm 重量: 約0.5kg

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

b 円座クッション	TB-1449	¥9,700(税別)
------------------	---------	------------

■産後や手術後の椅子に座る苦痛が軽減できるドーナツ式クッション。
■産婦人科や肛門科の診察室や待合室でも最適なオリジナル抗菌レザー。

▼サイズ [単位: cm]

直径	40	高さ	5
----	----	----	---

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]




a エクスピロー(三角)	TB-77C-182	¥6,300(税別)
b エクスピロー(四角)	TB-77C-183	¥5,000(税別)
c エクスピロー(半円)	TB-77C-184	¥8,800(税別)

■レントゲン検査用に開発した専用のレザー製のピロー。ファスナー未使用。
■写り込みを抑えた最適なクッション性の硬質ウレタンフォームを採用。

- エクスピロー(三角)／幅:20cm 奥行:30cm 高さ:1.5/9cm 重量:約0.3kg
- エクスピロー(四角)／幅:35.5cm 奥行:24cm 高さ:5cm 重量:約0.4kg
- エクスピロー(半円)／幅:35cm 奥行:22cm 高さ:11cm 重量:約0.5kg

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]



a ポジションキープ(大)	TB-1335-01	¥12,000(税別)
----------------------	------------	-------------

■股関節治療後の下肢を自然且つ正しい位置に固定できる脚部用マクラ。
■固定後のズレを防止するゴムベルト式。マジックテープ付きで脱着簡単。
■側地には肌触りの良い綿100%生地を採用。洗濯可能で清潔・安心。
幅:45cm 奥行:16/26cm 高さ:15cm

b ポジションキープ(小)	TB-1335-02	¥7,000(税別)
----------------------	------------	------------

■下肢や上肢などの固定に活用できる多用途なコンパクトサイズ。
■固定後のズレを防止するゴムベルト式。マジックテープ付きで脱着簡単。
■側地には肌触りの良い綿100%生地を採用。洗濯可能で清潔・安心。
幅:17cm 奥行:16/20cm 高さ:15cm

綿カラー(7色対応) ◀綿カラーをご指定ください。[下記参照]

白	グリーン	ブルー	ピンク	イエロー	キャメル	ブラウン
---	------	-----	-----	------	------	------



a 防水かどまるピロー	TB-77-67	¥9,500(税別)
b 有孔専用クッション	TB-77-17	¥6,500(税別)
c フットレスト	TB-77-18	¥10,500(税別)

■丸洗い可能な防水機能が特徴のクッション材表皮塗料採用のDOP加工。
■入浴介護からアカスリやオイルマッサージまで衛生的に使えるアイテム。
防水かどまるピロー／幅:34cm 奥行:16cm 高さ:7.5cm
有孔専用クッション／幅:22cm 奥行:33cm 高さ:2.5cm
フットレスト／幅:36cm 奥行:15cm 高さ:10/15cm
ウレタンフォームに直接塗装を施すDIP加工製品です。
縫い目が一切なく丸洗いができます。



a 肢台用クッション	TB-633	¥3,800(税別)
-------------------	--------	------------

■採血等の注射時に腕を安定して保持する適度なクッション性のピロー。
幅:15cm 奥行:24cm 高さ:5/7cm 重量:約0.3kg
目的に応じてアール面とフラット面が使える両面タイプです。

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

b カジュアルクッション	TB-77C-42	¥7,000(税別)
---------------------	-----------	------------

■リハビリから診察室や待合室まで用途に応じて活用できるクッション。
幅:42cm 奥行:42cm 高さ:14cm
粉砕した低反発ウレタンを使用している心地よい製品です。
ソファの背もたれクッションとしてご利用ください。

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。



a ケアークッションS	TB-881-01	¥6,000(税別)
b ケアークッションM	TB-881-02	¥7,000(税別)
c ケアークッションL	TB-881-03	¥8,000(税別)

■クッション性の高い天然バンヤ綿を使用した業務用万能クッション。
■腰部や背部等の隙間を心地よくサポートする耐久性の高いケアピロー。

a TB-881-01 ▼サイズ [単位: cm]	幅	40	奥行	30	高さ	12
b TB-881-02 ▼サイズ [単位: cm]	幅	40	奥行	40	高さ	16
c TB-881-03 ▼サイズ [単位: cm]	幅	40	奥行	50	高さ	16

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]



a FRフェイス	TB-77-72	¥9,600(税別)
b FR半円(大)	TB-77-75	¥5,800(税別)
c FRバスト(エアホール有り)	TB-77-73	¥9,000(税別)
FRバスト(エアホール無し)	TB-77-74	¥9,000(税別)

■保温性の高いポリエステル100%のファブリック生地を採用。
FRフェイス/幅:29cm 奥行:29cm 高さ:8cm クッション厚:8cm 重量:約0.4kg
FR半円(大)/幅:37cm 奥行:24cm 高さ:12cm クッション厚:12cm 重量:約0.8kg
FRバスト/幅:42cm 奥行:50cm 高さ:3/11cm クッション厚:3/11cm 重量:約0.7kg
※ファブリック裏に形崩れを防ぐバックコーティング加工を施しています。

Air Hole エアホール加工:選択(FRバスト)
胸が当たる部分に窪み(エアホール)を設けている加工です。
エアホール加工により、胸部の圧迫感が軽減します。


T-5065	T-5066	T-5067	T-5068	T-5069	T-5070	T-5071	T-5072	ファブリックカラー (8色対応)
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------------------



a ニットフェイス	TB-77-70	¥10,000(税別)
b ニットフェイス用側地	TB-77-71	¥3,000(税別)

■洗濯が可能な肌触りが良いニット生地を採用したフェイスマット。
■包み込まれるような柔らかさのスーパーソフトウレタンを採用。

幅:29cm 奥行:29cm 高さ:8cm 重量:約0.4kg
クッション厚:8cm 側地:ニット生地
※マジックベルト付き
※ニットフェイス用側地は側地だけの販売となります。
※側地のみを取り外してお洗濯してください。



a ニットバスト(エアホール有り)	TB-77-77	¥12,000(税別)
b ニットバスト(エアホール無し)	TB-77-78	¥12,000(税別)
ニットバスト用側地	TB-77-79	¥3,800(税別)

■洗濯が可能な肌触りが良いニット生地を採用したバストマット。
■包み込まれるような柔らかさのスーパーソフトウレタンを採用。

幅:42cm 奥行:50cm 高さ:3/11cm 重量:約0.7kg
クッション厚:3/11cm 側地:ニット生地
※ニットバスト用側地は側地だけの販売となります。
※側地のみを取り外してお洗濯してください。

Air Hole エアホール加工:選択
胸が当たる部分に窪み(エアホール)を設けている加工です。
エアホール加工により、胸部の圧迫感が軽減します。





a マシュマロマクラ TB-77-68 ¥12,000(税別)

■ソフトマイクロファイバーとハードパイプパイマーで2面を使い分け。
 ■コットン100%生地を採用したマシュマロのような感触の人気マクラ。
 幅:63cm 奥行:43cm 側生地:T/C(ポリエステル85% 綿15%)
 中材:エステル(マイクロファイバー)/パイマー 重量:約1.4kg(ポリエステル)
 表面に極細繊維(マイクロファイバー)を使用し、マシュマロのような肌触りを実現。
 裏側で固めもお選びいただけます。
 ※マシュマロマクラ用綿製カバーは側地のみ販売となります。

b マシュマロマクラ用綿製カバー C-77-68 ¥3,800(税別)

綿カラー(7色対応) ◀綿カラーをご指定ください。[下記参照]

白	グリーン	ブルー	ピンク	イエロー	キャメル	ブラウン
---	------	-----	-----	------	------	------



フットアップサポート TB-77-25 ¥9,500(税別)

フットアップサポート用側地 TB-83 ¥3,000(税別)

■下肢ふくらはぎのフィット感を高めて自由な立体リフティングを実現。
 ■洗濯可能なパイル生地を採用した極上の足置きリラックスピロー。
 幅:45cm 奥行:51cm 高さ:2.5/16cm 側地:パイル生地
 フクラハギを包みこむらかな曲線が至福のリラックスを与えます。
 カカトを高く上げてのご使用に。フクラハギにそわせてのご使用に。
 トリートメントに合わせて両サイドからご使用いただけます。



タイカクッション TB-1430 ¥25,000(税別)

■高齢者の体幹を両サイドと背面からサポートする座位保持クッション。
 ■一般的な介護施設内の椅子にもフィットする汎用性の高い安心アイテム。
 ▼サイズ [単位:cm]

幅	115
高さ	28/43
厚み	5

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]
 クッション厚:5cm



a マッシュピロー(Mサイズ) TB-77-20 ¥11,500(税別)

b マッシュピロー(Sサイズ) TB-77-21 ¥11,500(税別)

■仰向け時の頭部用マクラとして頸椎にジャストフィットする形状。
 ■体圧分散と衝撃吸収に優れている低反発ウレタンフォームを採用。
 Mサイズ/幅:50cm 奥行:30cm 高さ:7.5/10cm 重量:約1.1kg
 Sサイズ/幅:50cm 奥行:30cm 高さ:5.5/8cm 重量:約0.9kg
 中身:低反発ウレタンフォーム100% 側地:ニット生地
 ※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのご注意ください。



箱入り/院内販売用にもご利用ください。



プレミアムボディマット

TB-1390 ¥83,000(税別)

- 5種類のサポートクッションから形成される極上のポジションを実現。
- 人間工学に基づいた自然な状態の姿勢で脱力したリラックス感を提供。
- 鍼灸やカイロから訪問マッサージや理学療法まで究極のボディマット。

5種類のサポートクッション

- ①息苦しさを感ぜさせないフェイスサポート
- ②胸部の圧迫感を軽減するバストサポート
- ③腹部から腰部を安定させる骨盤サポート
- ④膝への衝撃と負担を軽減するニーサポート
- ⑤両足への開放感を実現するレッグサポート


フェイス専用ベース/意匠登録第1616122号

ニーサポート/意匠登録第1616121号

※出張時の収納用にピローバッグ(特大)をご使用ください。

▼専用レザー6色からお選びいただけます。(鉛や水銀等を含む6有害物質不使用)

L-2437	L-2440	L-2444	L-2441	L-2448	L-2453
--------	--------	--------	--------	--------	--------



プレミアムボディマット用綿製カバー

C-1390 ¥15,000(税別)

- 冷たさを感じさせない防縮加工済み綿100%生地採用の専用カバー。
- 施術環境に応じて使い分ける衛生的でカラフルな人気の7色を用意。

綿100%生地仕上げ

取り外しが簡単で、洗濯による極端な縮みの心配がありません。

綿カラー(7色対応)

◀綿カラーをご指定ください。[下記参照]

白	グリーン	ブルー	ピンク	イエロー	キャメル	ブラウン
---	------	-----	-----	------	------	------



a ピローバッグ(小)

TB-1187-02 ¥8,000(税別)

b ピローバッグ(大)

TB-1187-01 ¥8,000(税別)

c ピローバッグ(特大)

TB-1187-03 ¥8,000(税別)

- 出張や訪問施術に便利なマクラ類を収納できる水にも強い専用バッグ。

ピローバッグ(小)/幅:45cm 奥行:18cm 高さ:45cm

ピローバッグ(大)/幅:45cm 奥行:18cm 高さ:60cm

ピローバッグ(特大)/幅:60cm 奥行:33cm 高さ:55cm

素材:ナイロン100% 裏:PVC(塩化ビニル)加工

※ピローバッグ(小)には、カラー胸当てマクラとケアフェイスマットが一緒に収納できます。

※ピローバッグ(大)には、ケアセットとカラー半円マクラ(大)が一緒に収納できます。

※ピローバッグ(特大)には、プレミアムボディマットが収納できます。

ブルー グリーン エンジ ブラック

◀バッグ専用色:4色からお選びいただけます。



a 頭蓋骨用ボード

TB-1492 ¥9,800(税別)

- 後頭部と頸椎の当たる部分に窪みを設けた仰向け用施術用ボード。

幅:37cm 長さ:26cm 高さ:4cm

クッション厚:2.5cm

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

b 先細三角ブロック

TB-1076-09 ¥6,000(税別)

- 骨盤矯正等必要な部位のアプローチを補助する先細式の三角ブロック。


幅:6.5/13cm 奥行:22cm 高さ:11.5cm

※裏面に鉄を加工しております。

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

NEW



カラーブロックセット	TB-1076-01	¥24,000(税別)
a ブロックロール	TB-1076-02	¥3,200(税別)
b 三角ブロック(大)	TB-1076-03	¥5,800(税別)
c 三角ブロック(小)	TB-1076-04	¥4,600(税別)
d ブロックボード	TB-1076-05	¥6,400(税別)

■骨盤矯正等必要な部位のアプローチを補助する5点ブロックテクニック。


- a** 幅:26cm 直径:12cm
- b** 幅:10cm 奥行:22cm 高さ:11.5cm
- c** 幅:9cm 奥行:13.5cm 高さ:6cm
- d** 幅:51cm 奥行:41cm 高さ:4cm

※三角ブロック(大)・(小)の裏面にゴムシートを加工しております。

※本セットには三角ブロック(大)2個が標準です。

※単品でのご購入も可能です。

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]



鋏型ブロックセット	TB-1076-06	¥24,000(税別)
a ブロックロール	TB-1076-02	¥3,200(税別)
b 鋏型三角ブロック(大)	TB-1076-07	¥5,800(税別)
c 鋏型三角ブロック(小)	TB-1076-08	¥4,600(税別)
d ブロックボード	TB-1076-05	¥6,400(税別)

■骨盤矯正等必要な部位のアプローチを補助する5点ブロックテクニック。

- a** 幅:26cm 直径:12cm
- b** 幅:10cm 奥行:22cm 高さ:11.5cm
- c** 幅:9cm 奥行:13.5cm 高さ:6cm
- d** 幅:51cm 奥行:41cm 高さ:4cm

※鋏型三角ブロック(大)・(小)の裏面に鋏を加工しております。

※本セットには鋏型三角ブロック(大)2個が標準です。

※単品でのご購入も可能です。

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]



a デニムクッション	TB-77-61	¥8,300(税別)
-------------------	----------	------------

■座る姿勢を楽にするおしりの負担を大きく軽減したデニム柄クッション。

■体圧分散と衝撃吸収に優れている低反発ウレタンフォームを採用。

幅:40cm 奥行:40cm 高さ:5cm

側地:ニット生地 低反発ウレタンフォーム100%を採用 介護用品に最適です。

カラー 限定色ブルー

※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。

b フィット	TB-77C-154	¥12,000(税別)
---------------	------------	-------------

幅:40cm 奥行:40cm 高さ:5/6.5cm

低反発ウレタンフォーム100%を採用 介護用品に最適です。

表面・裏面ともに滑り止め(ストップレザー)加工付。

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

※ストップレザーの黒色は変更できません。

※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。



a 低反発マット	TB-1238	¥10,000(税別)
b 有孔低反発マット	TB-1238U	¥10,000(税別)

■体圧分散と衝撃吸収に優れている低反発ウレタンフォームを採用。

幅・長さをご指定ください 幅:50・55・60・65・70cm 重量:約1.1kg

長さ:170・180・190cm 厚み:2cm

材質:ボンジ(ポリエステル100%) 低反発ウレタンフォーム100%


綿製診察台カバーやレザー製診察台カバーと併用してご使用いただけます。

※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。

c 低反発マット用綿製カバー	C-1238	¥8,000(税別)
有孔低反発マット用綿製カバー	C-1238U	¥8,000(税別)

綿カラー(7色対応) ◀綿カラーをご指定ください。[下記参照]

白 グリーン ブルー ピンク イエロー キャメル ブラウン



低反発スリムマット

TB-1017 ¥12,000(税別)

- アプローチシリーズ系製品に使用できる耐圧分散性に優れたマット。
- 体圧分散と衝撃吸収に優れている低反発ウレタンフォームを採用。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm]

幅	50	55	60	65	70
長さ	120	130	140	150	160
厚み	2				

カラー: 限定色グレー 材質: ポンジ(ポリエステル100%) 低反発ウレタンフォーム100%
 ※綿製カバー等と併用してお使いいただけます。
 ※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。




低反発ホール

TB-39 ¥3,000(税別)

- うつ伏せ時の顔への負担を軽減する穴あき有孔部に置くだけのマット。
- 体圧分散と衝撃吸収に優れている低反発ウレタンフォームを採用。

幅: 34cm 奥行: 34cm

カラー: 限定色グレー 材質: ポンジ(ポリエステル100%) 低反発ウレタンフォーム100%
 ※有孔専用綿製カバー(レザーカバー)等と併用してお使いいただけます。
 ※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。



FR低反発マット

TB-1035 ¥18,000(税別)

有孔FR低反発マット

TB-1035U ¥18,000(税別)


- 保温性の高いポリエステル100%の良質なファブリック生地を採用。
- 体圧分散と衝撃吸収に優れている低反発ウレタンフォームを採用。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm]

幅	50	55	60	65	70
長さ	170	180	180	190	190
厚み	2				

材質: ファブリック(ポリエステル100%) 低反発ウレタンフォーム100%
 ※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。

ファブリックカラー(8色対応)



二つ折れ仮眠マット

TB-818 ¥28,000(税別)


- スパ・温泉等の施設で仮眠するためのヒーリングマットとして最適。
- 省スペースを実現する場所を取らない便利な簡単二つ折り縫製加工。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm]

幅	60	65	70
長さ	180	180	190
厚み	7/13		

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

クッション厚: 6.5/12.5cm 重量: 4kg



二つ折れ訓練マット

TB-474 ¥54,000(税別)

- 女性でも簡単に折りたたため持ち運びと収納が容易な訓練用マット。
- リハビリ室での運動療法や物理療法に活躍するトレーニングマット。
- 長時間の訓練等でも安定性を実現する硬質ウレタンフォームを採用。


▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	90	100
長さ	180	190
厚み	5	

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:5cm ●重量:約13kg(幅90cm×長さ190cm製作時)

※滑り止めシート TB-508(別売 P296)を使って頂くと、マットがずれにくく、より安定してご使用頂けます。



EVA訓練マット

TB-1129 ¥44,000(税別)

- 柔軟性と弾力性を持ったジョイント連結が可能な多目的訓練マット。
- 衝撃を最大限に吸収できるEVA構造。水にも強く比重も軽い新素材。
- 医療用マットとして活用できる抗菌・防ダニ・防音・断熱機能付き。

幅:100cm 長さ:100cm 厚さ:1.5cm 4枚セット

素材:ポリエチレン発泡体

衝撃吸収に優れた多目的にご使用できるジョイント式ストレッチマットです。

抗菌・防ダニ機能付き

マットの色は1枚ずつご指定ください。カラー/レッド・ブルー・グリーン・イエロー

返品不可



レザー製マット

TB-95 ¥45,000(税別)

低反発レザー製マット

TB-96 ¥50,000(税別)

- 施術用マットや専門的なトレーニングとして活用できる硬質マット。
- 体圧分散と衝撃吸収に優れている低反発ウレタンフォームを採用。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	55	60	65	70	75	80	85	90
長さ	160		170		180		190	
厚み	4				5			

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

レザー製マット/芯材:10000番硬質チップウレタン

低反発レザー製マット/芯材:RFD低反発ウレタン

※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。



マッシュマット

TB-93 ¥50,000(税別)

- 施術用マットや専門的なトレーニングとして活用できる低反発マット。
- 体圧分散と衝撃吸収に優れている低反発ウレタンフォームを採用。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。


幅	55	60	65	70	75	80	85	90
長さ	160		170		180		190	
厚み	5							

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

R10cmのかどまる加工付き

※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。

かどまる



a ウィーヴマット(小) TB-1136-01 ¥45,000(税別)

b ウィーヴマット(大) TB-1136-02 ¥50,000(税別)

■耐久性・通気性・クッション性に優れた3次元ウィーヴ構造シート。
■耐圧分散機能が高く高反発で体位変換しやすい新感覚クッション材。

▼ウィーヴマット(小) サイズをご指定ください。[単位:cm]



幅	50	55	60	65	70
長さ	170	180	190		

▼ウィーヴマット(大) サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	75	80	85	90	95
長さ	180	190	200		

厚み:3.5cm 中身:プレスエア100% 側地:綿100%

綿カラー(7色対応) ◀綿カラーをご指定ください。[下記参照]



Exxマット TB-894 ¥32,000(税別)

■レントゲン検査等に開発した専用のレザー製マット。ファスナー未使用。
■写り込みを抑えた最適なクッション性の硬質ウレタンフォームを採用。


▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	50	55	60	65	70
長さ	180		190		

厚み 3

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

クッション厚:3cm 重量:約3kg



a BR額マクラ(小) TB-77-11 ¥1,200(税別)

c BR額マクラ(小高) TB-77-10 ¥1,700(税別)

■昔ながらのレトロな風合いが根強い人気のクラシックブラウンビロー。

BR額マクラ(小) / 幅:25cm 奥行:13cm 高さ:4.5cm



BR額マクラ(小高) / 幅:25cm 奥行:13cm 高さ:6cm

クラシックブラウン ◀BRモデル専用色

b 額マクラ(小)用綿製カバー C-11 ¥1,000(税別)

d 額マクラ(小高)用綿製カバー C-10 ¥1,000(税別)

綿カラー(7色対応) ◀綿カラーをご指定ください。[下記参照]



a BR半円額マクラ TB-77-08 ¥3,800(税別)

c BR半円マクラ(大) TB-77-07 ¥4,800(税別)

■昔ながらのレトロな風合いが根強い人気のクラシックブラウンビロー。

BR半円額マクラ / 幅:29cm 奥行:14cm 高さ:7cm


BR半円マクラ(大) / 幅:37cm 奥行:24cm 高さ:12cm

クラシックブラウン ◀BRモデル専用色

b 半円額マクラ用綿製カバー C-08 ¥1,500(税別)

d 半円マクラ(大)用綿製カバー C-07 ¥1,500(税別)

綿カラー(7色対応) ◀綿カラーをご指定ください。[下記参照]






- a** BR半円マクラ(特大) TB-77-04 ¥7,500(税別)
- c** BRひじ・ひざマクラ TB-77-19 ¥7,500(税別)

■昔ながらのレトロな風合いが根強い人気のクラシックブラウンビロー。
 BR半円マクラ(特大)/幅:50cm 奥行:24cm 高さ:12cm
 BRひじ・ひざマクラ/幅:45cm 奥行:20cm 高さ:17cm

クラシックブラウン ◀BRモデル専用色

- b** 半円マクラ(特大)用綿製カバー C-04 ¥1,700(税別)
- d** ひじ・ひざマクラ用綿製カバー C-19 ¥1,700(税別)

綿カラー(7色対応) ◀綿カラーをご指定ください。[下記参照]




- a** BR万能マクラ TB-77-15 ¥4,000(税別)
- c** BRマッサージマクラ TB-77-05 ¥5,000(税別)

■昔ながらのレトロな風合いが根強い人気のクラシックブラウンビロー。
 BR万能マクラ/幅:34cm 奥行:12.5cm 高さ:8cm
 BRマッサージマクラ/幅:46cm 奥行:27cm 高さ:7/10cm

クラシックブラウン ◀BRモデル専用色

- b** 万能マクラ用綿製カバー C-15 ¥1,500(税別)
- d** マッサージマクラ用綿製カバー C-05 ¥1,500(税別)

綿カラー(7色対応) ◀綿カラーをご指定ください。[下記参照]




- a** BRバストマット TB-77-06 ¥7,500(税別)

■昔ながらのレトロな風合いが根強い人気のクラシックブラウンビロー。
 幅:42cm 奥行:50cm 高さ:3/11cm

クラシックブラウン ◀BRモデル専用色

- b** バストマット用綿製カバー C-06-01 ¥3,000(税別)
- c** バストマット用綿製ハーフカバー C-06-02 ¥2,400(税別)

綿カラー(7色対応) ◀綿カラーをご指定ください。[下記参照]




- a** BR胸当てマクラ TB-77-12 ¥5,300(税別)
- c** BR二つ折れバストマット TB-77-16 ¥9,000(税別)

■昔ながらのレトロな風合いが根強い人気のクラシックブラウンビロー。
 BR胸当てマクラ/幅:35cm 奥行:37cm 高さ:4/10cm
 BR二つ折れバストマット/幅:42cm 奥行:50cm 高さ:3/11cm

クラシックブラウン ◀BRモデル専用色

- b** 胸当てマクラ用綿製カバー C-12 ¥2,100(税別)
- d** 二つ折れバストマット用綿製カバー C-16 ¥4,000(税別)

綿カラー(7色対応) ◀綿カラーをご指定ください。[下記参照]





a BR P-フェイス TB-77-22 ¥12,000(税別)

c BRフェイスクッション TB-77-09 ¥7,500(税別)

■昔ながらのレトロな風合いが根強い人気のクラシックブラウンビロー。

BR P-フェイス/幅:49cm 奥行:50cm 高さ:2/14cm



BRフェイスクッション/幅:30cm 奥行:28cm 高さ:8cm

クラシックブラウン ◀BRモデル専用色

b P-フェイス用綿製カバー C-22 ¥4,500(税別)

d フェイスクッション用綿製カバー C-09 ¥3,000(税別)

綿カラー(7色対応) ◀綿カラーをご指定ください。[下記参照]



ツリー加工 TB-20 ¥500(税別)

■施術時にマクラを置いたり外したりする際の取っ手として便利な加工。

■壁吊り等の様々な場所へ吊るすことが可能な見せる収納として活躍。

各種マクラ製品に専用のストラップを縫製加工できます。

ストラップがあれば壁吊りはもちろん、いろんな場面でとても便利です。

※後付けできません。必ずご注文時にご指定ください。

※マクラ代金は含まれておりません。

※マクラによっては加工できない場合がございます。予めご了承ください。



a 有孔専用綿カバー TB-74 ¥2,000(税別)

幅:35cm 奥行:35cm



サンフォライズ加工付き綿100%生地仕上げ

b 有孔フェイスカバー TB-485 ¥1,500(税別)

幅:35cm 奥行:35cm

サンフォライズ加工付き綿100%生地+パイアステップ仕上げ

綿カラー(7色対応) ◀綿カラーをご指定ください。[下記参照]



a I型フェイスカバー TB-898 ¥1,500(税別)

■ベッドの有孔部分専用開発された肌触りが良い綿製フェイスカバー。

直径:34cm

綿100%生地(防縮加工) ※検針済み


b Y型フェイスカバー TB-899 ¥1,500(税別)


■フェイスマット専用開発された肌触りが良い綿製フェイスカバー。

直径:34cm

綿100%生地(防縮加工) ※検針済み

綿カラー(7色対応) ◀綿カラーをご指定ください。[下記参照]





a レザー製診察台カバー	TB-90	¥8,000(税別)
b 有孔レザー製診察台カバー	TB-90U	¥10,000(税別)
c レザー製角マクラカバー	L-01	¥800(税別)


■カラフルレザーで簡単にリニューアル可能なカバー。タレ17cmの安定感。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170	180	190	200				

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

耐アルコール・抗菌・防汚・難燃機能付き RoHS対応品
レザー製角マクラカバー: 筒式縫製・TB-77C-01専用サイズ



a SEK診察台カバー	TB-1376	¥7,500(税別)
b 有孔SEK診察台カバー	TB-1376U	¥9,500(税別)

■裏面に滑り止め加工を施してズレにくくシワになりにくい材質を採用。

■(社)繊維評価技術協議会認定(SEKマーク)の抗菌防臭加工生地。


▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	50	55	60	65	70
長さ	170	180	190		

ラミネート加工防水機能付き
材質: ポリエステル65% 綿35%

カラー(3色対応)

ホワイト	グリーン	ブルー
------	------	-----



a SEK診察台シート	TB-1377	¥6,300(税別)
b 有孔SEK診察台シート	TB-1377U	¥8,300(税別)

■裏面に滑り止め加工を施してズレにくくシワになりにくい材質を採用。

■(社)繊維評価技術協議会認定(SEKマーク)の抗菌防臭加工生地。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	50	55	60	65	70
長さ	170	180	190		

ラミネート加工防水機能付き
材質: ポリエステル65% 綿35%

カラー(3色対応)

ホワイト	グリーン	ブルー
------	------	-----



SEK介護シート	TB-1378	¥6,000(税別)
-----------------	---------	------------

■肌触りが良くシワになりにくいラミネート加工防水機能付きシート。

■(社)繊維評価技術協議会認定(SEKマーク)の抗菌防臭加工生地。


▼サイズ [単位:cm]

幅	100
長さ	150

ラミネート加工防水機能付き
材質: ポリエステル65% 綿35%

カラー(3色対応)

ホワイト	グリーン	ブルー
------	------	-----



a パイルカバー TB-483 ¥13,000(税別)

b 有孔パイルカバー TB-483U ¥15,000(税別)


- 柔らかいパイル風合いの綿100%タオル生地を採用のベッドカバー。
- 裏面ポリウレタン樹脂コーティングを施した滑り止め&防水機能付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	60	65	70
長さ	180		

カラー/ベージュ ◀パイルカバー専用色

抗菌・消臭・防カビ加工
縮みが少なく、シワが付きにくい素材です。
洗濯機・乾燥機を使用可能。(耐熱130°C)



a 綿製診察台カバー(フリル無し) TB-75-01 ¥10,000(税別)

b 有孔綿製診察台カバー(フリル無し) TB-75U-01 ¥12,000(税別)

- 冷たさを感じさせない防縮加工済み綿100%生地採用のベッドカバー。
- 面倒なカバーのズレを防止するヒモ2カ所固定式。タレ17cmの安定感。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	

綿100%生地仕上げ
※洗濯時の縮みを考慮して長さ約2cm、幅1cmをプラスして製作しています。

綿カラー(7色対応) ◀綿カラーをご指定ください。[下記参照]

白	グリーン	ブルー	ピンク	イエロー	キャメル	ブラウン
---	------	-----	-----	------	------	------



綿製診察台カバー(フリル付き) TB-75-02 ¥12,000(税別)

有孔綿製診察台カバー(フリル付き) TB-75U-02 ¥14,000(税別)

- 冷たさを感じさせない防縮加工済み綿100%生地採用のベッドカバー。
- カバーのズレを防止するヒモ2カ所固定式。タレ18.5cmの安定感。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	

綿100%生地仕上げ
※洗濯時の縮みを考慮して長さ約2cm、幅1cmをプラスして製作しています。

綿カラー(7色対応) ◀綿カラーをご指定ください。[下記参照]

白	グリーン	ブルー	ピンク	イエロー	キャメル	ブラウン
---	------	-----	-----	------	------	------



ニットカバー TB-987 ¥10,000(税別)

有孔ニットカバー TB-987U ¥12,000(税別)

- 全周ゴム式&ヒモ2カ所付きで抜群のフィット感と安定感を実現。
- 伸縮性が高く肌触りが良いニット生地を採用。気軽に丸洗いが可能。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	

素材: ニット生地



綿製モードカバー	TB-76	¥10,000(税別)
有孔綿製モードカバー	TB-76U	¥12,000(税別)

■冷たさを感じさせない防縮加工済み綿100%生地採用のベッドカバー。
■面倒なカバーのスレを防止するヒモ2カ所固定式。タレ17cmの安定感。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。


幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170	180	190	200				

綿100%生地仕上げ

※洗濯時の縮みを考慮して長さ約2cm、幅1cmをプラスして製作しています。

表面カラー: 白 側面カラー: 下記7色対応

綿カラー(7色対応)							◀側面のカラーをご指定ください。[下記参照]
白	グリーン	ブルー	ピンク	イエロー	キャメル	ブラウン	



a FR診察台カバー	TB-1173	¥14,000(税別)
b 有孔FR診察台カバー	TB-1173U	¥16,000(税別)

■保温性の高いポリエステル100%のファブリック生地を採用。
■エレガントでくつろぎの空間を演出できるシックな色調デザイン。


▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170	180	190	200				

材質: ファブリック(ポリエステル100%)

ファブリックカラー(8色対応)

T-5065	T-5066	T-5067	T-5068	T-5069	T-5070	T-5071	T-5072
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



綿製ヒールカバー	TB-82	¥10,000(税別)
有孔綿製ヒールカバー	TB-82U	¥12,000(税別)

■冷たさを感じさせない防縮加工済み綿100%生地採用のベッドカバー。
■カバーのスレを防止する滑り止めシート付き。タレ17cmの安定感。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170	180	190	200				

綿100%生地仕上げ

※本体綿カラーとコーナー綿カラーの2色をご指定ください。

綿カラー(7色対応)							◀綿カラーを2色をご指定ください。[下記参照]
白	グリーン	ブルー	ピンク	イエロー	キャメル	ブラウン	



綿製かどまるカバー	TB-84	¥10,000(税別)
有孔綿製かどまるカバー	TB-84U	¥12,000(税別)

■シートにまるみ(かどまる)を設けている製品の専用綿100%カバー。
■面倒なカバーのスレを防止するヒモ2カ所固定式。タレ17cmの安定感。

▼サイズをご指定ください。[単位: cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170	180	190	200				

綿100%生地仕上げ

※洗濯時の縮みを考慮して長さ約2cm、幅1cmをプラスして製作しています。

※ベッドによりかどまるのアル(R)が違います。ご注文時にはご使用されるベッドの

製品名をご提示ください。

綿カラー(7色対応)							◀綿カラーをご指定ください。[下記参照]
白	グリーン	ブルー	ピンク	イエロー	キャメル	ブラウン	





※画像は有孔タイプです。

セラピカバー	TB-703	¥12,000(税別)
有孔セラピカバー	TB-703U	¥14,000(税別)

- タレ部分にセラピカーテン生地を贅沢に採用したゴージャスカバー。
- ベッド下部の豊富な収納スペースを綺麗に見せられる清潔感を演出。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	
ベッドの高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

綿100%生地仕上げ ヒモ2カ所付き

※洗濯時の縮みを考慮して長さ約2cm、幅1cmをプラスして製作しています。

(表面)白

(側面)カーテンカラー5色よりお選びください。

クリーム T-19181	ベージュ T-19182	ピンク T-19183	グリーン T-19184	ブルー T-19185
-----------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------



ロング綿製診察台カバー	TB-81	¥12,500(税別)
有孔ロング綿製診察台カバー	TB-81U	¥14,500(税別)

- 冷たさを感じさせない防縮加工済み綿100%生地採用のベッドカバー。
- 面倒なカバーのズレを防止するヒモ2カ所固定式。タレ30cmの安定感。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	

綿100%生地仕上げ

※洗濯時の縮みを考慮して長さ約2cm、幅1cmをプラスして製作しています。

綿カラー(7色対応)

◀綿カラーをご指定ください。[下記参照]

白	グリーン	ブルー	ピンク	イエロー	キャメル	ブラウン
---	------	-----	-----	------	------	------



有孔専用綿カバーの使用例

美顔ペーパーの使用例

I型フェイスカバーの使用例

ピットカバー	TB-1154	¥11,000(税別)
--------	---------	-------------

- 有孔タイプ専用開発した穴あき部分を要望に応じて多機能に活用。
- 冷たさを感じさせない防縮加工済み綿100%生地採用のベッドカバー。
- 面倒なカバーのズレを防止するヒモ2カ所固定式。タレ17cmの安定感。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	

●材質:綿100%生地仕上げ(防縮加工)

●検針済み

※有孔専用綿カバー(TB-74)や美顔ペーパー(TB-68-01)等と併用して使用することでクリーニング等のコストを大きく削減できます。

※洗濯時の縮みを考慮して長さ約2cm、幅1cmをプラスして製作しています。

綿カラー(7色対応)

◀綿カラーをご指定ください。[下記参照]

白	グリーン	ブルー	ピンク	イエロー	キャメル	ブラウン
---	------	-----	-----	------	------	------



a ハーフカバー(180L)	TB-80-01	¥5,000(税別)
b ハーフカバー(150L)	TB-80-02	¥5,000(税別)
c ハーフカバー(130L)	TB-80-03	¥5,000(税別)

- 冷たさを感じさせない防縮加工済み綿100%生地採用のベッドカバー。
- 用途に応じてサイズを選択できる巻き式。フック式ゴムヒモ3カ所付き。

a 長さ:180cm 全幅:100cm

b 長さ:150cm 全幅:100cm

c 長さ:130cm 全幅:100cm

綿100%生地仕上げ フック式ゴムヒモ3カ所付き

綿カラー(7色対応)

◀綿カラーをご指定ください。[下記参照]

白	グリーン	ブルー	ピンク	イエロー	キャメル	ブラウン
---	------	-----	-----	------	------	------



アカスリカバー TB-737 ¥19,000(税別)

■防水性の高いアカスリベッド専用のかどまる加工付きレザー製カバー。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	60	65	70
長さ	180	190	

RoHS対応・JABIA・難燃・船舶難燃/裏地:鹿の子
※本製品はアカスリDX専用カバーです。



カバーカラー-8色よりお選びいただけます。

イエロー L-6582	レッド L-6584	グリーン L-6586	アイボリー L-6583	ブルー L-6588	ホワイト L-6580	ブラック L-6587	ブラウン L-6585
----------------	---------------	----------------	-----------------	---------------	----------------	----------------	----------------



レザー製防水カバー TB-91 ¥13,500(税別)

有孔レザー製防水カバー TB-91U ¥15,500(税別)

■裏面に専用防水シートを縫製加工した防水性の高いレザー製カバー。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170	180		190		200		

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

耐アルコール・抗菌・防汚・難燃機能付き RoHS対応品



a クイックカバー TB-494 ¥3,000(税別)

b 有孔クイックカバー TB-494U ¥4,000(税別)

■耐久性の高いポリプロピレン不織布の数回程度洗えるベッドカバー。

■四隅コーナーに新機能マジックテープ式固定を採用。タレ15cm。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170	180		190		200		

素材:ポリプロピレン不織布

※カバー四隅をつまむだけでベッドへ簡単に固定でき、ずれにくく、シワになりにくい親切・簡単設計。

※お洗濯の際、他の繊維が付着する可能性があります。なるべくカバーのみでお洗濯いただくことを薦めます。

不織布カラー:8色からお選びいただけます。

ホワイト	ブラック	ピンク	グリーン	ブルー	ブラウン	グレー	ベージュ
------	------	-----	------	-----	------	-----	------



レザー・ティッシュカバーくん TB-92 ¥1,500(税別)

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

▼高さをご指定ください。

幅:24cm 奥行:12cm 高さ:5・6・7・8・9・10cm

※ご注文時ケースのサイズをご確認ください。

心を和ませるカラフルなティッシュ箱カバー。

診察台及び治療ベッド専用開発された実績のあるビニルレザーを使用しております。


耐アルコール機能:薬品・化粧品類が付着しても硬化しにくい特性です。

抗菌機能:大腸菌等の繁殖を抑え、防止する特性です。

防汚機能:トップ層にフッ素加工を施し、汚れを落としやすい特性です。

難燃機能:表面燃焼試験B法 [JIS1091合格品]

RoHS対応:鉛やカドミウムを使用しない環境にやさしい特性です。



有孔専用レザーカー

TB-33 ¥2,000(税別)


幅：35cm 奥行：35cm
低反発ホールと併用してご使用いただけます。

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

耐アルコール・抗菌・防汚・難燃機能付き RoHS対応品。

低反発ホールとの組み合わせ例▶



GSラウンドチェア-Nタイプ用綿製カバー C-567 ¥15,000(税別)

■フルセット 標準サイズ時


綿100%生地仕上げ

取り外しが簡単で、洗濯による極端な縮みの心配がありません。

※その他の製品についても綿製カバーを製作します。

綿カラー(7色対応)

◀綿カラーをご指定ください。[下記参照]



GSスリムベッド用綿製カバー

C-559 ¥15,000(税別)

■フルセット 標準サイズ時


綿100%生地仕上げ

取り外しが簡単で、洗濯による極端な縮みの心配がありません。

※その他の製品についても綿製カバーを製作します。

綿カラー(7色対応)

◀綿カラーをご指定ください。[下記参照]



オメガ式DXベッド用綿製カバー(標準サイズ時)

フルセット C-934 ¥16,000(税別)

本体シート C-934-01 ¥10,000(税別)

無孔マット C-934-02 ¥3,000(税別)

フェイスマット C-28 ¥3,000(税別)

フルセット内容：本体シート・無孔マット・フェイスマット用綿製カバー


綿100%生地仕上げ

取り外しが簡単で、洗濯による極端な縮みの心配がありません。

※その他の製品についても綿製カバーを製作します。

綿カラー(7色対応)

◀綿カラーをご指定ください。[下記参照]



品番別索引

C-01	角マクラ用綿製カバー	¥800	343
C-01G	G型角マクラカバー	¥900	343
C-02	ロングボディマット用綿製カバー	¥4,500	338
C-03	スローフェイス用綿製カバー	¥3,000	341
C-04	半円マクラ(特大)用綿製カバー	¥1,700	345/366
C-05	マッサージマクラ用綿製カバー	¥1,500	354/366
C-06-01	バストマット用綿製カバー	¥3,000	333/366
C-06-02	バストマット用綿製ハーフカバー	¥2,400	333/366
C-07	半円マクラ(大)用綿製カバー	¥1,500	345/365
C-08	半円額マクラ用綿製カバー	¥1,500	345/365
C-09	フェイスクッション用綿製カバー	¥3,000	342/367
C-10	額マクラ(小高)用綿製カバー	¥1,000	344/365
C-11	額マクラ(小)用綿製カバー	¥1,000	343/365
C-12	胸当てマクラ用綿製カバー	¥2,100	338/366
C-13	三角マクラ用綿製カバー	¥2,100	350
C-14	マッシュピロー用綿製カバー	¥2,100	356
C-15	万能マクラ用綿製カバー	¥1,500	366
C-16	二つ折れバストマット用綿製カバー	¥4,000	366
C-19	ひじ・ひざマクラ用綿製カバー	¥1,700	352/366
C-22	P-フェイス用綿製カバー	¥4,500	367
C-24	幸せの胸当てマクラ用綿製カバー	¥3,000	338
C-27-01	ケアーバスト用綿製カバー	¥3,000	332
C-27-02	ケアーバスト用綿製ハーフカバー	¥2,400	332
C-28	ケアーフェイス用綿製カバー	¥3,000	340
C-28	オメガ式DXベッド用綿製カバー/フェイスマット	¥3,000	373
C-30	ケアーボディマット用綿製カバー	¥4,000	339
C-31	マユマクラ用綿製カバー	¥2,400	346
C-32	リハビリマクラ用綿製カバー	¥2,100	351
C-38	訓練用マクラ・3点セット用綿製カバー	¥4,000	351
C-39	足置きクッション用綿製カバー	¥1,700	346
C-43	ワイドマクラ3点セット用綿製カバー	¥3,800	353
C-47	フェイスGELマット用綿製カバー	¥3,000	331
C-62	ジェルバスト用綿製カバー	¥3,000	330
C-63	ジェルフェイス用綿製カバー	¥3,000	331
C-66	かどまるマクラ用綿製カバー	¥1,200	344
C-68	リフターピロー用綿製カバー	¥3,000	353
C-70	レッグサポーター用綿製カバー	¥3,000	348
C-71	かどまるマクラ(小)用綿製カバー	¥1,200	344
C-72	かどまるマクラ(小高)用綿製カバー	¥1,200	344
C-73-01	薄型ケアーバスト用綿製カバー	¥3,000	336
C-73-02	薄型ケアーバスト用綿製ハーフカバー	¥2,400	336
C-75	低反発フットケアー用綿製カバー	¥4,000	347
C-77-68	マッシュマクラ用綿製カバー	¥3,800	360
C-78	低反発上下肢ケアー用綿製カバー	¥4,000	347
C-79	保持ピロー用綿製カバー	¥3,000	355
C-110	かどまるマクラ(中)用綿製カバー	¥1,200	344
C-111	かどまるマクラ(大)用綿製カバー	¥1,200	344
C-126	ニューフェイス用綿製カバー	¥3,000	340
C-152	フェイステーブル用綿製カバー	¥3,000	328
C-530	GS治療チェアー用綿製カバー	¥17,000	205
C-559	GSスリムベッド用綿製カバー	¥15,000	373
C-567	GSラウンドチェアーNタイプ用綿製カバー	¥15,000	373
C-934	オメガ式DXベッド用綿製カバー/フルセット	¥16,000	373
C-934-01	オメガ式DXベッド用綿製カバー/本体シート	¥10,000	373
C-934-02	オメガ式DXベッド用綿製カバー/無孔マット	¥3,000	373
C-1238	低反発マット用綿製カバー	¥8,000	362
C-1238U	有孔低反発マット用綿製カバー	¥8,000	362
C-1354	薄型ジェルバスト用綿製カバー	¥3,000	330
C-1355	薄型ジェルフェイス用綿製カバー	¥3,000	330
C-1390	プレミアムボディマット用綿製カバー	¥15,000	361
L-01	レザー製角マクラカバー	¥800	368
SA-108	スーパーあかり303	¥450,000	135
SS-601	1ヶ用手洗い台・深鉢付き	¥31,500	287
SS-602	2ヶ用手洗い台・深鉢付き	¥51,250	287
TB-10	ロビーテーブル	¥60,000	275
TB-11	万能テーブル	¥35,000	302
TB-12-01	ローラーチェアー(キャスター付き)	¥20,000	269
TB-12-02	ローラーチェアー(アジャスター付き)	¥20,000	269
TB-20	ツリー加工	¥500	367
TB-27-01	F型ベッドガード(クロムメッキ)	¥10,000	287
TB-27-02	F型ベッドガード(粉体塗装)	¥10,000	287
TB-28	R型ベッドガード	¥7,500	287
TB-29	点滴棒	¥6,300	295
TB-30	S型ベッドガード	¥20,000	287
TB-31	後付点滴棒セット	¥12,500	295
TB-32	N型ベッドガード	¥12,000	288
TB-33	有孔専用レザーカバー	¥2,000	373
TB-34-01	美顔ローラー(1本)	¥3,800	313
TB-34-02	美顔ローラー(10本入り)	¥36,000	313
TB-35-01	TRワーゴン(キャスター付き)	¥24,800	283
TB-35-02	TRワーゴン(アジャスター付き)	¥23,200	283
TB-36-01	TRツワーゴン(キャスター付き)	¥35,000	283
TB-36-02	TRツワーゴン(アジャスター付き)	¥33,400	283
TB-37-01	HLワーゴン(キャスター付き)	¥54,000	283
TB-37-02	HLワーゴン(アジャスター付き)	¥52,400	283
TB-38	E型ベッドガード	¥12,000	216
TB-39	低反発ホール	¥3,000	363
TB-40-01	ディスボフェイスペーパー(切り目有り)	¥8,500	314
TB-40-02	ディスボフェイスペーパー(切り目無し)	¥7,300	314
TB-41-01	ロールペーパー(1本)	¥1,500	315
TB-41-02	ロールペーパー(10本入り)	¥11,000	315
TB-43	PTスライダー	¥40,000	265
TB-44	ガードルキャリア	¥32,000	282
TB-45	歩行ガードルカラー	¥38,000	282
TB-46	ランドリーバッグ	¥50,000	303
TB-48	ひまわりチェアー	¥17,000	270
TB-50-01	チェアー50(キャスター付き)	¥17,000	270
TB-50-02	チェアー50(足ゴム付き)	¥17,000	270
TB-51	オールチェアー	¥30,000	274
TB-52-01	ステップ10	¥25,000	302
TB-52-02	ステップ15	¥25,000	302
TB-53	ステップバリー	¥16,000	301
TB-54	補助テーブル	¥25,000	302
TB-55	ジェルフェイス用ニットカバー	¥3,000	331
TB-56-01	ワークスツール(キャスター付き)	¥27,000	266
TB-56-02	ワークスツール(アジャスター付き)	¥27,000	266
TB-57-01	ホットボックス113(白)	¥33,800	304
TB-57-02	ホットボックス113(黒)	¥36,800	304
TB-577-01	電動治療チェアー(キャスター付き)	¥360,000	203
TB-577-02	電動治療チェアー(アジャスター付き)	¥335,000	203
TB-58-01	ホットボックス114(白)	¥36,800	304
TB-58-02	ホットボックス114(黒)	¥39,800	304
TB-59-01	ホットボックス118(白)	¥42,000	304
TB-59-02	ホットボックス118(黒)	¥45,000	304
TB-60	2段用ステップ	¥30,000	300
TB-61	レッグ補助ベルト	¥18,000	98
TB-62-01	ビームチェアー(キャスター付き)	¥31,000	268
TB-62-02	ビームチェアー(アジャスター付き)	¥31,000	268
TB-63-01	マルチチェアー(キャスター付き)	¥27,000	265
TB-63-02	マルチチェアー(アジャスター付き)	¥27,000	265
TB-64-01	サドルチェアー(キャスター付き)	¥27,000	266
TB-64-02	サドルチェアー(アジャスター付き)	¥27,000	266
TB-65	3段ステンレス器械卓子	¥42,000	287
TB-66	特大サロンタオル	¥4,500	315
TB-67	Mスタンド	¥9,000	98
TB-68-01	美顔ペーパー(500枚入り)	¥7,300	314
TB-68-02	美顔ペーパー(2,500枚入り)	¥34,300	314
TB-68-03	美顔ペーパー(詰替PP箱)	¥9,300	314
TB-69-01	低反発チェアー(キャスター付き)	¥30,000	265
TB-69-02	低反発チェアー(アジャスター付き)	¥30,000	265
TB-70-01	ステンレス器械卓子	¥34,000	286
TB-70-02	ステンレス器械卓子(大)	¥37,500	286
TB-71	姿勢分析器SD	¥54,000	101
TB-72	薄型ジェルフェイス用ニットカバー	¥3,000	330
TB-73-01	脱衣カゴ(ブルー)	¥1,800	278
TB-73-02	脱衣カゴ(ホワイト)	¥1,800	278
TB-73-03	1段用脱衣カゴ(ブルー)	¥7,000	278
TB-73-04	1段用脱衣カゴ(ホワイト)	¥7,000	278
TB-73-05	2段用脱衣カゴ(ブルー)	¥12,500	278
TB-73-06	2段用脱衣カゴ(ホワイト)	¥12,500	278
TB-73-07	S型1段用脱衣カゴ(ブルー)	¥9,000	278
TB-73-08	S型1段用脱衣カゴ(ホワイト)	¥9,000	278
TB-73-09	S型2段用脱衣カゴ(ブルー)	¥14,000	278
TB-73-10	S型2段用脱衣カゴ(ホワイト)	¥14,000	278
TB-73-11	S型器械台付脱衣カゴ(ブルー)	¥21,000	278
TB-73-12	S型器械台付脱衣カゴ(ホワイト)	¥21,000	278
TB-73-13	S型レザー棚付脱衣カゴ(ブルー)	¥15,000	278
TB-73-14	S型レザー棚付脱衣カゴ(ホワイト)	¥15,000	278
TB-73-15	A型1段用脱衣カゴ(ブルー)	¥6,500	279
TB-73-16	A型1段用脱衣カゴ(ホワイト)	¥6,500	279

TB-73-21	ヘアバスケット(ブルー)	¥11,000	279	TB-77C-35	バランスロール(小)	¥26,000	357
TB-73-22	ヘアバスケット(ホワイト)	¥11,000	279	TB-77C-36	バランスロール(中)	¥30,000	357
TB-73-23	マルチバスケット(ブルー)	¥13,500	279	TB-77C-37	バランスロール(大)	¥39,000	357
TB-73-24	マルチバスケット(ホワイト)	¥13,500	279	TB-77C-38	訓練用マクラ・3点セット	¥9,500	351
TB-73-25	メリーバスケット(ブルー)	¥22,000	279	TB-77C-39	足置きクッション	¥4,800	346
TB-73-26	メリーバスケット(ホワイト)	¥22,000	279	TB-77C-40	マウンテンクッション	¥10,000	352
TB-73-27	ハンガー掛付脱衣カゴ(ブルー)	¥22,600	279	TB-77C-41	エステクッション	¥4,500	355
TB-73-28	ハンガー掛付脱衣カゴ(ホワイト)	¥22,600	279	TB-77C-42	カジュアルクッション	¥7,000	358
TB-74	有孔専用綿カバー	¥2,000	367	TB-77C-43	カラーワイドマクラ3点セット	¥13,000	353
TB-75-01	綿製診察台カバー(フリル無し)	¥10,000	369	TB-77C-44	カラーワイド角マクラ	¥2,400	353
TB-75-02	綿製診察台カバー(フリル付き)	¥12,000	369	TB-77C-45	カラーワイド半円額マクラ	¥4,800	353
TB-75U-01	有孔綿製診察台カバー(フリル無し)	¥12,000	369	TB-77C-46	カラーワイド半円マクラ(大)	¥5,800	353
TB-75U-02	有孔綿製診察台カバー(フリル付き)	¥14,000	369	TB-77C-51	フットポジション	¥8,000	350
TB-76	綿製モードカバー	¥10,000	370	TB-77C-52	カラーサークル3点セット	¥19,500	357
TB-76U	有孔綿製モードカバー	¥12,000	370	TB-77C-53	カラーサークル(大)	¥8,000	357
TB-77-04	BR半円マクラ(特大)	¥7,500	366	TB-77C-54	カラーサークル(中)	¥6,500	357
TB-77-05	BRマッサージマクラ	¥5,000	366	TB-77C-55	カラーサークル(小)	¥5,000	357
TB-77-06	BRバストマット	¥7,500	366	TB-77C-56	フットスリーブ	¥13,300	349
TB-77-07	BR半円マクラ(大)	¥4,800	365	TB-77C-57	トライアングル	¥11,300	352
TB-77-08	BR半円額マクラ	¥3,800	365	TB-77C-58	グランドバスト	¥11,300	334
TB-77-09	BRフェイスクッション	¥7,500	367	TB-77C-60	ケアーセット	¥15,000	327
TB-77-10	BR額マクラ(小高)	¥1,700	365	TB-77C-63	硬質ケアーバスト	¥9,000	332
TB-77-11	BR額マクラ(小)	¥1,200	365	TB-77C-64	傾斜ブロック	¥24,000	352
TB-77-12	BR胸当てマクラ	¥5,300	366	TB-77C-65	ホールドマット	¥6,000	337
TB-77-15	BR万能マクラ	¥4,000	366	TB-77C-66	かどまるマクラ	¥3,000	344
TB-77-16	BR二つ折れバストマット	¥9,000	366	TB-77C-67	ポータル縦型ヘッド	¥10,000	342
TB-77-17	有孔専用クッション	¥6,500	358	TB-77C-68	リフターピロー	¥7,500	353
TB-77-18	フットレスト	¥10,500	358	TB-77C-70	レッグサポーター	¥6,000	348
TB-77-19	BRひじ・ひざマクラ	¥7,500	366	TB-77C-71	かどまるマクラ(小)	¥2,800	344
TB-77-20	マッシュピロー(Mサイズ)	¥11,500	360	TB-77C-72	かどまるマクラ(小高)	¥2,800	344
TB-77-21	マッシュピロー(Sサイズ)	¥11,500	360	TB-77C-73	薄型ケアーバスト	¥7,500	336
TB-77-22	BRP-フェイス	¥12,000	367	TB-77C-75	低反発フットケア	¥9,000	347
TB-77-25	フットアップサポート	¥9,500	360	TB-77C-76	下肢ブロック	¥18,000	349
TB-77-47	フェイスGELマット	¥14,000	331	TB-77C-77	B型フットピロー	¥9,000	348
TB-77-61	デニムクッション	¥8,300	362	TB-77C-78	低反発上下股ケア	¥8,400	347
TB-77-62	ジェルバスト	¥26,000	330	TB-77C-79	保持ピロー	¥3,800	355
TB-77-63	ジェルフェイス	¥12,000	331	TB-77C-80	ケアーバストツブ	¥10,000	334
TB-77-64	ジェルセット	¥38,000	330	TB-77C-81	パイプマクラ	¥7,000	356
TB-77-65	ジェルピロー	¥16,000	331	TB-77C-82	低反発下肢マット	¥18,000	349
TB-77-67	防水かどまるピロー	¥9,500	358	TB-77C-83	Eバスト	¥10,000	334
TB-77-68	マシュマロマクラ	¥12,000	360	TB-77C-84	A型フットピロー	¥8,000	348
TB-77-69	体位変換マット	¥8,000	351	TB-77C-86	A型角マクラ	¥4,800	355
TB-77-70	ニットフェイス	¥10,000	359	TB-77C-87	薄型ロングボディ	¥11,500	338
TB-77-71	ニットフェイス用側地	¥3,000	359	TB-77C-88	グッドピロー	¥6,000	337
TB-77-72	FRフェイス	¥9,600	359	TB-77C-89	ハンドピロー	¥8,000	354
TB-77-73	FRバスト(エアホール有り)	¥9,000	359	TB-77C-90	バックレス	¥16,000	352
TB-77-74	FRバスト(エアホール無し)	¥9,000	359	TB-77C-91	ロングロール	¥14,000	357
TB-77-75	FR半円(大)	¥5,800	359	TB-77C-92	ミニバスト	¥7,500	335
TB-77-77	ニットバスト(エアホール有り)	¥12,000	359	TB-77C-93	ネイルピロー	¥9,000	355
TB-77-78	ニットバスト(エアホール無し)	¥12,000	359	TB-77C-94	薄型ミニバスト	¥7,000	335
TB-77-79	ニットバスト用側地	¥3,800	359	TB-77C-95	下肢アップ	¥16,000	349
TB-77-80	クールピロー	¥7,000	356	TB-77C-96	96型マクラ	¥6,000	346
TB-77C-01	カラー角マクラ	¥1,400	343	TB-77C-97	A型三角マクラ	¥13,000	350
TB-77C-02	ロングボディマット	¥11,500	338	TB-77C-100	100型マクラ	¥9,000	350
TB-77C-03	スロープフェイス	¥7,500	341	TB-77C-106	セミバスト	¥7,500	335
TB-77C-04	カラー半円マクラ(特大)	¥7,500	345	TB-77C-107	スマイルピロー	¥11,000	336
TB-77C-05	カラーマッサージマクラ	¥5,000	354	TB-77C-108	オメガピロー	¥20,000	339
TB-77C-06	カラーバスト(エアホール無し)	¥7,500	333	TB-77C-109	バストロン	¥12,000	335
TB-77C-07	カラー半円マクラ(大)	¥4,800	345	TB-77C-110	かどまるマクラ(中)	¥3,000	344
TB-77C-08	カラー半円額マクラ	¥3,800	345	TB-77C-111	かどまるマクラ(大)	¥3,800	344
TB-77C-09	カラーフェイスクッション	¥7,500	342	TB-77C-112	かどまる5点セット	¥13,900	344
TB-77C-10	カラー額マクラ(小高)	¥1,700	344	TB-77C-114	フレスト	¥12,000	334
TB-77C-11	カラー額マクラ(小)	¥1,200	343	TB-77C-115	薄型レッグサポーター	¥6,000	348
TB-77C-12	カラー胸当てマクラ	¥5,300	338	TB-77C-117	マシュアップ	¥30,000	349
TB-77C-13	カラー三角マクラ	¥8,800	350	TB-77C-118	U型クッション	¥11,000	357
TB-77C-14	カラーマッシュピロー	¥11,500	356	TB-77C-119	ツインフットピロー	¥15,000	347
TB-77C-15	カラー万能マクラ	¥4,000	352	TB-77C-120	フットリフレ	¥14,000	348
TB-77C-19	カラーひじ・ひざマクラ	¥7,500	352	TB-77C-121	ミニマッシュ	¥14,000	356
TB-77C-22	カラーPフェイス	¥12,000	339	TB-77C-122	ホールピロー	¥15,000	337
TB-77C-23	フットヒップ	¥9,000	354	TB-77C-123	カットピロー	¥13,000	336
TB-77C-24	カラー幸せの胸当てマクラ	¥7,500	338	TB-77C-124	有孔ピロー	¥12,000	343
TB-77C-27	ケアーバスト(エアホール有り)	¥7,500	332	TB-77C-125	レッグス	¥14,000	346
TB-77C-28	ケアーフェイスマット	¥7,500	340	TB-77C-126	ニューフェイス	¥8,000	340
TB-77C-29	カラーハラマット	¥5,000	356	TB-77C-127	スロップ	¥13,000	353
TB-77C-30	ケアーボディマット	¥8,800	339	TB-77C-128	かどまるパーク	¥5,000	344
TB-77C-31	ケアーマユマクラ	¥5,000	346	TB-77C-129	レッグベース	¥19,000	349
TB-77C-32	リハビリマクラ	¥8,800	351	TB-77C-130	薄型カラーバスト	¥7,500	336

TB-77C-131	かどまるワイド	¥7,500	344	TB-86-02	バックチェアー(アジャスター付き)	¥36,000	265
TB-77C-132	半円ロング	¥12,000	346	TB-89	ドーナツチェアー	¥27,000	273
TB-77C-133	リフトバック	¥15,000	353	TB-90	レザー製診察台カバー	¥7,000	368
TB-77C-134	バックリリーフ	¥32,000	352	TB-90U	有孔レザー製診察台カバー	¥9,000	368
TB-77C-135	ボメルピロー	¥8,000	350	TB-91	レザー製防水カバー	¥13,500	372
TB-77C-136	三角ユニット	¥16,000	350	TB-91U	有孔レザー製防水カバー	¥15,500	372
TB-77C-137	傾斜ストップ	¥32,000	352	TB-92	レザー・ティッシュカバーくん	¥1,500	372
TB-77C-138	ポトピロー	¥6,000	356	TB-93	マッシュマット	¥50,000	364
TB-77C-139	サイドリリーフ	¥11,000	353	TB-94	A型ステンレス器械台	¥37,000	287
TB-77C-140	ボビン	¥10,500	335	TB-95	レザー製マット	¥45,000	364
TB-77C-141	キング	¥11,000	348	TB-96	低反発レザー製マット	¥50,000	364
TB-77C-142	パーシモン	¥7,500	337	TB-98	B型ステンレス器械台	¥39,000	287
TB-77C-143	薄型ケアバスタップ	¥10,000	334	TB-99	マルチクッション	¥11,000	356
TB-77C-144	低反発パーシモン	¥14,000	337	TB-100	あかり-AL	¥290,000	136
TB-77C-145	リムーブ	¥9,000	333	TB-101	ダッグベンチ	¥100,000	252
TB-77C-146	カラーバスタ(エアホール有り)	¥7,500	333	TB-102	102型手動式昇降ベッド	¥210,000	149
TB-77C-147	ケアバスタ(エアホール無し)	¥7,500	332	TB-102U	有孔102型手動式昇降ベッド	¥210,000	149
TB-77C-148	リッジ	¥7,500	337	TB-105	整体DX	¥90,000	28
TB-77C-149	ポータルセット	¥19,000	328	TB-106	オメガ式DXベッド-6	¥140,000	38
TB-77C-150	フッティ	¥6,000	348	TB-107	メディチェアー	¥40,000	273
TB-77C-152	フェイステーブル	¥13,000	328	TB-108	外脚DXベッド-5	¥80,000	19
TB-77C-153	キューブ	¥2,400	343	TB-108U	有孔外脚DXベッド-5	¥87,500	19
TB-77C-154	フィット	¥12,000	362	TB-109	ムーブフェイス	¥74,000	174
TB-77C-155	シャメン10	¥10,000	351	TB-109U	有孔ムーブフェイス	¥74,000	174
TB-77C-156	シャメン20	¥14,000	351	TB-110	リハビリ訓練ベッド	¥135,000	77
TB-77C-157	シャメン30	¥18,000	351	TB-111	アシストベッド-1	¥117,000	194
TB-77C-158	低反発バスタ(エアホール有り)	¥10,000	332	TB-111U	有孔アシストベッド-1	¥124,500	194
TB-77C-159	低反発バスタ(エアホール無し)	¥10,000	332	TB-112	電動スマイル	¥260,000	126
TB-77C-160	低反発フェイス	¥10,000	340	TB-112U	有孔電動スマイル	¥260,000	126
TB-77C-161	ストレッチピロー	¥7,000	353	TB-113	アシストベッド-2	¥180,000	194
TB-77C-162	スーパーフェイス	¥9,000	341	TB-113U	有孔アシストベッド-2	¥187,500	194
TB-77C-163	フェイスアー	¥8,000	342	TB-115	電動アシストベッド-1	¥189,000	195
TB-77C-164	レグイージー	¥10,000	349	TB-115U	有孔電動アシストベッド-1	¥196,500	195
TB-77C-165	アームピロー	¥7,000	354	TB-116	TGストレッチベンチ	¥90,000	192
TB-77C-166	二つ折れケアバスタ	¥9,000	333	TB-116U	有孔TGストレッチベンチ	¥97,500	192
TB-77C-167	チェンジー	¥20,000	351	TB-118	リクライナーテーブル	¥117,000	193
TB-77C-168	ホールフェイス	¥8,000	341	TB-118U	有孔リクライナーテーブル	¥124,500	193
TB-77C-169	ホールセット	¥15,500	327	TB-120	2Fアシストベッド-2	¥207,000	195
TB-77C-170	ニューセットL1	¥15,500	327	TB-120U	有孔2Fアシストベッド-2	¥214,500	195
TB-77C-171	ニューセットL2	¥15,500	327	TB-121	F型付リクライナーテーブル	¥135,000	193
TB-77C-172	オールバスタ	¥8,000	333	TB-121U	有孔F型付リクライナーテーブル	¥142,500	193
TB-77C-173	ユピロー	¥5,800	345	TB-122	外脚DXベッド-2	¥80,000	19
TB-77C-174	リラククスアーム	¥17,000	345	TB-122U	有孔外脚DXベッド-2	¥87,500	19
TB-77C-175	ローフット	¥4,800	347	TB-123	マッサージSD	¥80,000	51
TB-77C-177	ニーロック	¥20,000	350	TB-123U	有孔マッサージSD	¥87,500	51
TB-77C-178	キルトバスタ	¥15,000	332	TB-124	フェリー	¥90,000	50
TB-77C-179	キルト半円マクラ(大)	¥9,600	346	TB-1241U	有孔足圧ボディケアベッド	¥187,500	21
TB-77C-180	バランスロード	¥18,000	105	TB-124U	有孔フェリー	¥97,500	50
TB-77C-181	低反発ホールフェイス	¥10,000	341	TB-125	125型ベッド	¥120,000	65
TB-77C-182	エックスピロー(三角)	¥6,300	358	TB-125U	有孔125型ベッド	¥127,500	65
TB-77C-183	エックスピロー(四角)	¥5,000	358	TB-128	整体ムーブ	¥115,000	175
TB-77C-184	エックスピロー(半円)	¥8,800	358	TB-129	手動式オメガハイロー	¥200,000	146
TB-77C-185	フェイスストップ	¥8,500	342	TB-130	粉体ムーブ低反発	¥86,000	172
TB-77C-186	半円サークルピロー	¥5,000	346	TB-130U	有孔粉体ムーブ低反発	¥86,000	172
TB-77C-187	ヒーリングピロー	¥30,000	355	TB-131	131型ソファアー・背付き	¥110,000	252
TB-77C-188	楽音マクラ	¥20,000	355	TB-136	スマイル	¥90,000	55
TB-77C-189	フェイスアアー	¥8,000	339	TB-136U	有孔スマイル	¥97,500	55
TB-77C-190	薄型ホールフェイス	¥8,000	341	TB-137	スーパー低反発-5	¥120,000	57
TB-78C-01	アプロージーバスタ	¥12,000	331	TB-137U	有孔スーパー低反発-5	¥127,500	57
TB-78C-02	リハビリボール	¥17,600	106	TB-138	138型DXベッド	¥82,500	41
TB-78C-03	リハビリボール(ハーフ)	¥21,600	106	TB-138U	有孔138型DXベッド	¥90,000	41
TB-78C-04	リハビリ半円ボール	¥14,000	107	TB-141	外脚DXベッド-7	¥80,000	19
TB-78C-05	リハビリ半円ボール(ハーフ)	¥18,000	107	TB-141U	有孔外脚DXベッド-7	¥87,500	19
TB-78C-06	シーフェイス	¥6,000	340	TB-142	スリミル	¥135,000	156
TB-78C-07	背上用かどまるマクラ	¥5,600	354	TB-144	バイオニア-5型	¥300,000	140
TB-79	ワイドステップ	¥19,000	301	TB-145	粉体F型DXベッド	¥88,000	30
TB-80-01	ハーフカバー(180L)	¥5,000	371	TB-145U	有孔粉体F型DXベッド	¥95,500	30
TB-80-02	ハーフカバー(150L)	¥5,000	371	TB-146	マルオフ	¥120,000	56
TB-80-03	ハーフカバー(130L)	¥5,000	371	TB-146U	有孔マルオフ	¥127,500	56
TB-81	ロング綿製診察台カバー	¥12,500	371	TB-148	ひらり	¥210,000	148
TB-81U	有孔ロング綿製診察台カバー	¥14,500	371	TB-148U	有孔ひらり	¥210,000	148
TB-82	綿製ヒールカバー	¥10,000	370	TB-149	低反発電動ハイロー	¥300,000	122
TB-82U	有孔綿製ヒールカバー	¥12,000	370	TB-149U	有孔低反発電動ハイロー	¥300,000	122
TB-83	フットアップサポート用側地	¥3,000	360	TB-150	低反発手動ハイロー	¥180,000	145
TB-84	綿製かどまるカバー	¥10,000	370	TB-150U	有孔低反発手動ハイロー	¥180,000	145
TB-84U	有孔綿製かどまるカバー	¥12,000	370	TB-151	回転ガード付マール	¥160,000	62
TB-86-01	バックチェアー(キャスター付き)	¥36,000	265	TB-151U	有孔回転ガード付マール	¥167,500	62

TB-153	DXトップ	¥70,000	13	TB-236	クリニカ	¥102,500	32
TB-153U	有孔DXトップ	¥77,500	13	TB-236U	有孔クリニカ	¥110,000	32
TB-154	有孔フタ付電動ハイロー	¥245,500	119	TB-237	せらり-GS	¥310,000	136
TB-155	電動アクチ-2	¥320,000	129	TB-241	オメガロ	¥140,000	39
TB-156	低反発GSスリム	¥144,000	155	TB-243	ソファロン・背付き	¥140,000	246
TB-157	低反発GSイージ-5型	¥126,000	163	TB-244	ソファロン・背無し	¥85,000	253
TB-159	アブローチ整体	¥117,000	166	TB-245	タルロ	¥30,000	267
TB-160	移動式手動ハイロー	¥240,000	149	TB-246	ブラナ	¥92,250	188
TB-160U	有孔移動式手動ハイロー	¥240,000	149	TB-246U	有孔ブラナ	¥99,750	188
TB-161	低反発オメガDX	¥150,000	37	TB-247	マスタ	¥88,000	51
TB-162	ハウス訓練台	¥250,000	75	TB-247U	有孔マスタ	¥95,500	51
TB-170	マールアプロ	¥90,000	54	TB-248	フィールド	¥100,000	56
TB-170U	有孔マールアプロ	¥97,500	54	TB-248U	有孔フィールド	¥107,500	56
TB-171	有孔フタ付手動ハイロー	¥143,000	144	TB-249	オーダス	¥110,000	21
TB-172	クリオ	¥110,500	22	TB-249U	有孔オーダス	¥117,500	21
TB-173	ガードキャスタ	¥150,000	32	TB-250	R型オーダス	¥130,000	29
TB-173U	有孔ガードキャスタ	¥157,500	32	TB-250U	有孔R型オーダス	¥137,500	29
TB-174	カルティ	¥340,000	138	TB-251	フットセラ	¥35,000	274
TB-175	手動フェスタ	¥170,000	146	TB-252	トライ	¥88,000	171
TB-175U	有孔手動フェスタ	¥170,000	146	TB-252U	有孔トライ	¥88,000	171
TB-176	フェスタ	¥95,000	40	TB-253	タフロ	¥130,000	53
TB-176U	有孔フェスタ	¥102,500	40	TB-253U	有孔タフロ	¥137,500	53
TB-177	オーム	¥130,000	40	TB-254	オーシャン	¥140,000	57
TB-177U	有孔オーム	¥137,500	40	TB-254U	有孔オーシャン	¥147,500	57
TB-178	キャスタ	¥100,000	25	TB-256-01	イーグル90	¥320,000	303
TB-178U	有孔キャスタ	¥107,500	25	TB-256-02	イーグル120	¥350,000	303
TB-179	スタンロン	¥90,000	48	TB-257	スイート	¥90,000	55
TB-179U	有孔スタンロン	¥97,500	48	TB-257U	有孔スイート	¥97,500	55
TB-180	ブリッジベッド	¥85,000	62	TB-258	ミニハウス	¥30,000	271
TB-180U	有孔ブリッジベッド	¥92,500	62	TB-260	メトロ	¥117,000	187
TB-182	アプロマルチ	¥103,500	165	TB-260U	有孔メトロ	¥124,500	187
TB-183	小児用DXベッド	¥60,000	14	TB-261	スパーク	¥330,000	132
TB-183U	有孔小児用DXベッド	¥67,500	14	TB-262	メディス	¥130,000	26
TB-184	オメガ式ブリッジベッド	¥110,000	62	TB-262U	有孔メディス	¥137,500	26
TB-186	有孔フタ付2M電動	¥310,000	132	TB-266	移動式F型DXベッド	¥110,000	34
TB-187	有孔フタ付粉体ムーブ	¥60,500	171	TB-266U	有孔移動式F型DXベッド	¥117,500	34
TB-188	リニア	¥78,000	16	TB-267	ステージ	¥68,500	48
TB-189	レガロ	¥370,000	134	TB-268	F型ワイド	¥160,000	75
TB-189U	有孔レガロ	¥370,000	134	TB-268U	有孔F型ワイド	¥167,500	75
TB-190	ビックス	¥144,000	190	TB-270	クルーズ	¥110,000	173
TB-190U	有孔ビックス	¥151,500	190	TB-271	スリムプロ	¥153,000	158
TB-191	有孔フタ付マイティ	¥102,500	187	TB-272	ティアモ	¥320,000	124
TB-192	手動ハイローキャスタ	¥170,000	148	TB-273	ロハス	¥110,000	22
TB-192U	有孔手動ハイローキャスタ	¥170,000	148	TB-273U	有孔ロハス	¥117,500	22
TB-193	ツインマルオフ	¥140,000	56	TB-275	ロフラン	¥80,000	258
TB-193U	有孔ツインマルオフ	¥147,500	56	TB-276	ミニステップ	¥14,000	300
TB-195	電動フィールド	¥270,000	126	TB-277	ベンダー訓練ベッド	¥200,000	76
TB-195U	有孔電動フィールド	¥270,000	126	TB-279	きらら	¥185,000	145
TB-196-01	セラ(キャスター付き)	¥20,000	270	TB-281	マシュロ	¥160,000	21
TB-196-02	セラ(足ゴム付き)	¥20,000	270	TB-281U	有孔マシュロ	¥167,500	21
TB-197	カスタム	¥86,000	173	TB-283	ロメオ	¥380,000	132
TB-197U	有孔カスタム	¥86,000	173	TB-283U	有孔ロメオ	¥380,000	132
TB-200	あかり-DX	¥360,000	135	TB-287	アфта	¥200,000	74
TB-205	キャスロン	¥140,000	26	TB-288	有孔フタ付ワイド	¥145,500	20
TB-205U	有孔キャスロン	¥147,500	26	TB-292	ワイド	¥135,000	20
TB-208	イージープロ	¥135,000	162	TB-292U	有孔ワイド	¥142,500	20
TB-209-01	カルロス60	¥70,000	176	TB-293	マリソ	¥110,250	189
TB-209-02	カルロス70	¥73,000	176	TB-293U	有孔マリソ	¥117,750	189
TB-212	ブラベンチ	¥220,000	76	TB-294	アリーナ	¥198,000	191
TB-213	リュース	¥130,000	23	TB-294U	有孔アリーナ	¥205,500	191
TB-213U	有孔リュース	¥137,500	23	TB-298	ホーム	¥165,000	75
TB-215	エクサス	¥120,000	77	TB-298U	有孔ホーム	¥172,500	75
TB-218	ポブラ	¥320,000	128	TB-299	やまと-GS	¥400,000	137
TB-218U	有孔ポブラ	¥320,000	128	TB-300	まるみ-DX	¥189,000	196
TB-219	こどもテーブル	¥65,000	45	TB-302	コンシェル	¥360,000	140
TB-219U	有孔こどもテーブル	¥72,500	45	TB-303	ラックス	¥120,000	49
TB-220	電動フェリー	¥280,000	127	TB-303U	有孔ラックス	¥127,500	49
TB-220U	有孔電動フェリー	¥280,000	127	TB-304	フィガロ	¥108,000	163
TB-221	ポラリス	¥135,000	159	TB-305	G型オーダス	¥160,000	33
TB-227	リセナ	¥130,000	23	TB-305U	有孔G型オーダス	¥167,500	33
TB-227U	有孔リセナ	¥137,500	23	TB-306	ゼウス	¥350,000	139
TB-230	アプロ	¥85,000	17	TB-307	さくら-DX	¥365,000	136
TB-230U	有孔アプロ	¥92,500	17	TB-309	メモリー	¥112,500	54
TB-232	電動フェスタ	¥285,000	124	TB-310	モード	¥67,500	13
TB-232U	有孔電動フェスタ	¥285,000	124	TB-310U	有孔モード	¥75,000	13
TB-233	オメガセブン	¥125,000	38	TB-311	プレイ	¥150,000	52
TB-235	ビューティ	¥135,000	192	TB-311U	有孔プレイ	¥157,500	52

TB-312	オークス	¥234,000	195	TB-392	ラビット	¥90,000	174
TB-312U	有孔オークス	¥241,500	195	TB-392U	有孔ラビット	¥90,000	174
TB-314	あじさい	¥26,000	271	TB-393	アラジン	¥105,000	40
TB-315	レグサス	¥135,000	161	TB-393U	有孔アラジン	¥112,500	40
TB-316	マレット	¥148,500	157	TB-396	ローレンス	¥140,000	246
TB-317	レイク	¥120,000	174	TB-397	ウルフ	¥130,000	23
TB-317U	有孔レイク	¥120,000	174	TB-397U	有孔ウルフ	¥137,500	23
TB-320	すみれ	¥355,000	133	TB-399	クイーン	¥207,000	187
TB-320U	有孔すみれ	¥355,000	133	TB-399U	有孔クイーン	¥214,500	187
TB-322	エルザ	¥230,000	150	TB-400	まるみ-AL	¥103,500	196
TB-323	アリス	¥100,000	17	TB-401	カイザー	¥210,000	63
TB-323U	有孔アリス	¥107,500	17	TB-401U	有孔カイザー	¥217,500	63
TB-324	ファミリー	¥128,000	30	TB-405	キャスタ100	¥110,000	25
TB-324U	有孔ファミリー	¥135,500	30	TB-405U	有孔キャスタ100	¥117,500	25
TB-327	リセッタ	¥120,000	50	TB-407	ALストレッチベンチ	¥126,000	197
TB-327U	有孔リセッタ	¥127,500	50	TB-408	プリマ	¥325,000	128
TB-329	ラム	¥102,500	13	TB-408U	有孔プリマ	¥325,000	128
TB-329U	有孔ラム	¥110,000	13	TB-409	セレナ	¥420,000	133
TB-330	アーニー	¥117,000	190	TB-410	リーガ	¥95,000	173
TB-330U	有孔アーニー	¥124,500	190	TB-411	リンクス	¥130,000	34
TB-332	はび	¥153,000	193	TB-411U	有孔リンクス	¥137,500	34
TB-332U	有孔はび	¥160,500	193	TB-412	ラビタ	¥240,000	151
TB-334	クロス	¥95,000	27	TB-413	ベッカー	¥144,000	190
TB-335	ナース	¥108,000	31	TB-415	サイモン	¥110,000	16
TB-335U	有孔ナース	¥115,500	31	TB-416	コストロ	¥110,000	16
TB-339	F型オーダス	¥130,000	30	TB-418	フォルダ	¥90,000	34
TB-339U	有孔F型オーダス	¥137,500	30	TB-418U	有孔フォルダ	¥97,500	34
TB-340	S型小児用DX	¥100,000	31	TB-420	カプセル	¥85,000	255
TB-340U	有孔S型小児用DX	¥107,500	31	TB-425	ボイジャ	¥100,000	37
TB-341	バード	¥100,000	42	TB-426	F型カイザー	¥230,000	63
TB-341U	有孔バード	¥107,500	42	TB-426U	有孔F型カイザー	¥237,500	63
TB-342	ビブレ	¥130,000	42	TB-428	手動カイザー	¥290,000	147
TB-344-01	ロビーチェアー・背付き(01)	¥95,000	245	TB-428U	有孔手動カイザー	¥290,000	147
TB-344-02	ロビーチェアー・背付き(02)	¥110,000	245	TB-429	ランカイザー	¥245,000	64
TB-345	ベレス	¥400,000	133	TB-429U	有孔ランカイザー	¥252,500	64
TB-350	トーマス	¥160,000	53	TB-430	コンパクト手動	¥170,000	147
TB-351	タテスタ	¥115,000	40	TB-430U	有孔コンパクト手動	¥170,000	147
TB-351U	有孔タテスタ	¥122,500	40	TB-431	リョフ	¥120,500	23
TB-352	ベガサス	¥370,000	140	TB-433	手動りんご	¥170,000	147
TB-353	リズム	¥140,000	49	TB-433U	有孔手動りんご	¥170,000	147
TB-353U	有孔リズム	¥147,500	49	TB-436	アマンダ	¥95,000	50
TB-354	アクセス	¥140,000	42	TB-436U	有孔アマンダ	¥102,500	50
TB-354U	有孔アクセス	¥147,500	42	TB-437	ドワーフ	¥115,000	25
TB-355	ロデオ	¥110,000	55	TB-437U	有孔ドワーフ	¥122,500	25
TB-355U	有孔ロデオ	¥117,500	55	TB-439-01	ホスピタルチェアー	¥22,000	267
TB-357	ラッコ	¥175,000	38	TB-439-02	ホスピタルハイチェアー	¥26,000	267
TB-358	ビオレ	¥105,000	51	TB-440-01	レギュラ(キャスター付き)	¥35,000	266
TB-358U	有孔ビオレ	¥112,500	51	TB-440-02	レギュラ(アジャスター付き)	¥35,000	266
TB-360	デビッド	¥78,000	16	TB-443	電動カイザー	¥390,000	130
TB-361	バルーン	¥280,000	121	TB-443U	有孔電動カイザー	¥390,000	130
TB-363	ルック	¥126,000	159	TB-444-01	キナス・背付き(01)	¥120,000	247
TB-365	ロダン	¥360,000	141	TB-444-02	キナス・背付き(02)	¥135,000	247
TB-366	サンヒル	¥205,000	74	TB-445	リキ	¥95,000	11
TB-367	処理台	¥100,000	67	TB-445U	有孔リキ	¥102,500	11
TB-368	フレンド	¥67,500	15	TB-449	ロングハウス	¥100,000	257
TB-368U	有孔フレンド	¥75,000	15	TB-451	エレガード	¥125,000	33
TB-371	F型キャスタ	¥120,000	26	TB-451U	有孔エレガード	¥132,500	33
TB-371U	有孔F型キャスタ	¥127,500	26	TB-452	チャイズ	¥55,000	45
TB-372	前開き有孔H型DXベッド	¥90,000	28	TB-452U	有孔チャイズ	¥62,500	45
TB-373	サラ	¥305,000	127	TB-453	GSラウンドFタイプ	¥130,000	184
TB-373U	有孔サラ	¥305,000	127	TB-454	クラリス	¥290,000	127
TB-374	S型テーブル	¥85,000	47	TB-454U	有孔クラリス	¥290,000	127
TB-374U	有孔S型テーブル	¥92,500	47	TB-455	アシストF	¥148,500	194
TB-375	ノア	¥140,000	247	TB-455U	有孔アシストF	¥156,000	194
TB-378	グローラ	¥144,000	164	TB-457	ミント	¥80,000	27
TB-380	グッチ	¥130,000	55	TB-457U	有孔ミント	¥87,500	27
TB-380U	有孔グッチ	¥137,500	55	TB-459	ソフトDX	¥90,000	17
TB-381-01	ローズ60	¥57,000	176	TB-459U	有孔ソフトDX	¥97,500	17
TB-381-02	ローズ70	¥60,000	176	TB-460	イオ	¥290,000	124
TB-384	アルミ製点滴スタンド	¥42,000	282	TB-462-01	グレーブシード	¥7,400	308
TB-385	トマト	¥102,500	192	TB-462-02	スイートアーモンド	¥7,800	308
TB-386	EGアプロ	¥90,000	166	TB-462-03	ミックスオイル	¥4,600	308
TB-387	レモン	¥117,000	188	TB-462-04	ブレンドオイル	¥4,000	308
TB-388	手動スマイル	¥165,000	147	TB-465	シーサ	¥240,000	151
TB-388U	有孔手動スマイル	¥165,000	147	TB-466	キングベンダ	¥250,000	76
TB-389	アームマット	¥5,000	178	TB-467	ソフィア	¥110,000	251
TB-390	モイス	¥220,000	150	TB-468-01	フィン(01)	¥70,000	226

TB-468-02	フィン(02)	¥85,000	226	TB-517	ラウンドチェアー	¥90,000	182
TB-469-01	フィンロウ(01)	¥65,000	226	TB-518	ラウンドチェアーFタイプ	¥110,000	182
TB-469-02	フィンロウ(02)	¥80,000	226	TB-519	ラウンドチェアーNタイプ	¥110,000	182
TB-470	キッズコーナー	¥100,000	312	TB-520-01	STチェアー(キャスター付き)	¥21,000	269
TB-471	リクライト	¥135,000	193	TB-520-02	STチェアー(アジャスター付き)	¥21,000	269
TB-471U	有孔リクライト	¥142,500	193	TB-520-03	STハイチェアー(キャスター付き)	¥25,000	269
TB-474	二つ折れ訓練マット	¥54,000	364	TB-520-04	STハイチェアー(アジャスター付き)	¥25,000	269
TB-475	ポータルマット	¥48,000	178	TB-521	ラウンドチェアーCタイプ	¥90,000	182
TB-476	アイホット	¥80,000	15	TB-522	GSラウンドCタイプ	¥110,000	183
TB-476U	有孔アイホット	¥87,500	15	TB-523	ラウンドAタイプ	¥120,000	183
TB-477	ホットマット	¥32,000	307	TB-524-01	患者着1PDX	¥9,000	319
TB-479	電動リクライト	¥280,000	131	TB-524-02	患者着1PSD	¥7,000	319
TB-479U	有孔電動リクライト	¥280,000	131	TB-524-03	患者着2PDX	¥9,000	320
TB-480	ジェンヌ	¥162,000	189	TB-524-04	患者着2PSD	¥7,000	320
TB-480U	有孔ジェンヌ	¥169,500	189	TB-524-05	患者着1PEX	¥10,000	319
TB-483	バイルカバー	¥13,000	369	TB-524-06	2PDX用上着	¥7,000	320
TB-483U	有孔バイルカバー	¥15,000	369	TB-524-07	2PSD用上着	¥5,000	320
TB-484	カラーパイルスリッパ	¥45,000	317	TB-524-08	2P用パンツ	¥3,000	320
TB-485	有孔フェイスカバー	¥1,500	367	TB-524-09	2P用開閉式パンツ	¥5,000	320
TB-486	テーピングテーブル	¥68,000	175	TB-527	ドルチェAタイプ	¥180,000	67
TB-487	テーピングテーブル用キャリーバッグ	¥13,000	175	TB-528	ドルチェAタイプ&フレンド	¥242,000	67
TB-488-01	クリーンボックス(タイマー無し)	¥138,000	309	TB-528U	ドルチェAタイプ&有孔フレンド	¥249,500	67
TB-488-02	クリーンボックス(タイマー有り)	¥148,000	309	TB-529	仮眠ベッド	¥120,000	77
TB-489-01	クリーンボックス/ワイド(タイマー無し)	¥248,000	309	TB-530-01	GS治療チェアー(キャスター付き)	¥225,000	203
TB-489-02	クリーンボックス/ワイド(タイマー有り)	¥258,000	309	TB-530-02	GS治療チェアー(アジャスター付き)	¥200,000	203
TB-491	垂直電動Sタイプ	¥420,000	111	TB-530-10	点滴棒取付セット	¥10,000	205
TB-491U	有孔垂直電動Sタイプ	¥420,000	111	TB-531	ガードキャスター	¥19,000	282
TB-492	保護カバー	¥3,800	179	TB-532	リハビリ訓練アシストベッド-2	¥260,000	89
TB-493-01	サライ(二人掛)	¥98,000	236	TB-534-01	パラレルSD	¥45,000	79
TB-493-02	サライ(三人掛)	¥118,000	236	TB-534-02	パラレルDX	¥88,000	78
TB-493-03	サライ(四人掛)	¥138,000	236	TB-534-03	パラレルEX	¥100,000	80
TB-494	クイックカバー	¥3,000	372	TB-534-04	パラレルMX	¥145,000	80
TB-494U	有孔クイックカバー	¥4,000	372	TB-535	マイティ	¥90,000	186
TB-496	ノーブルセット	¥110,000	198	TB-535U	有孔マイティ	¥97,500	186
TB-496-01	ノーブルチェアー	¥77,500	198	TB-536-01	ワーゴン(キャスター付き)	¥18,000	282
TB-496-02	ノーブルオットマン	¥19,500	198	TB-536-02	ツーゴン(キャスター付き)	¥21,600	283
TB-496-03	ノーブルツール	¥16,500	198	TB-536-03	ワーゴン(アジャスター付き)	¥16,400	282
TB-497	ホスピサライ	¥54,000	267	TB-536-04	ツーゴン(アジャスター付き)	¥20,000	283
TB-498-01	マルチサライ(キャスター付き)	¥57,000	268	TB-537	マイティ-2型	¥108,000	188
TB-498-02	マルチサライ(アジャスター付き)	¥57,000	268	TB-537U	有孔マイティ-2型	¥115,500	188
TB-499-01	粉体サライ(二人掛)	¥88,000	236	TB-538	ラクチャー	¥50,000	257
TB-499-02	粉体サライ(三人掛)	¥108,000	236	TB-539	垂直電動Aタイプ	¥480,000	114
TB-499-03	粉体サライ(四人掛)	¥128,000	236	TB-540	ベンチャー	¥85,000	257
TB-500-01	アトム(小)	¥28,000	298	TB-541	ローチェアー	¥14,000	271
TB-500-02	アトム(中)	¥28,000	298	TB-542	ラウンドBタイプ	¥120,000	183
TB-500-03	アトム(大)	¥28,000	298	TB-543-01	プチ金具(アジャスター無し)	¥4,000	303
TB-500-04	アトム(静注台)	¥30,000	300	TB-543-02	プチ金具(アジャスター付き)	¥5,500	303
TB-501-01	アトムカート(小)	¥30,000	299	TB-545	スリムベンチ	¥70,000	255
TB-501-02	アトムカート(中)	¥30,000	299	TB-546	垂直電動SHタイプ	¥450,000	113
TB-501-03	アトムカート(大)	¥30,000	299	TB-546U	有孔垂直電動SHタイプ	¥450,000	113
TB-502-01	アトムスター(小)	¥30,000	299	TB-547	S-1ベッド	¥110,000	223
TB-502-02	アトムスター(中)	¥30,000	299	TB-548	S-2ベッド	¥220,000	223
TB-502-03	アトムスター(大)	¥30,000	299	TB-550	垂直電動Lタイプ	¥490,000	113
TB-502-04	アトムスター(静注台)	¥32,000	300	TB-550U	有孔垂直電動Lタイプ	¥490,000	113
TB-503	アトムフェイス	¥37,500	300	TB-553-01	電動ホーム(01)	¥400,000	90
TB-504	万能上肢台	¥35,000	302	TB-553-02	電動ホーム(02)	¥450,000	90
TB-505	アトム縦型ヘッド	¥37,500	300	TB-554	HPマットレス	¥38,000	216
TB-506-01	アトムベンチ(小)	¥40,000	299	TB-555	アシストベッド-3	¥198,000	194
TB-506-02	アトムベンチ(中)	¥40,000	299	TB-555U	有孔アシストベッド-3	¥205,500	194
TB-506-03	アトムベンチ(大)	¥40,000	299	TB-556	牽引クランク治療台	¥125,000	92
TB-507	ツインマルチ	¥110,000	42	TB-557-01	オーバルチェアー(キャスター付き)	¥15,000	269
TB-507U	有孔ツインマルチ	¥117,500	42	TB-557-02	オーバルチェアー(アジャスター付き)	¥15,000	269
TB-508	滑り止めシート	¥1,000	316	TB-558	ひまわり32チェアー	¥17,000	270
TB-509-01	セライ(二人掛)	¥68,000	254	TB-559	GSスリムベッド	¥126,000	154
TB-509-02	セライ(三人掛)	¥73,000	254	TB-560	シースツール	¥12,600	262
TB-509-03	セライ(四人掛)	¥78,000	254	TB-561	垂直電動Cタイプ	¥460,000	114
TB-510-01	粉体セライ(二人掛)	¥55,000	254	TB-563-01	電動ガードホーム(01)	¥440,000	90
TB-510-02	粉体セライ(三人掛)	¥60,000	254	TB-563-02	電動ガードホーム(02)	¥490,000	90
TB-510-03	粉体セライ(四人掛)	¥65,000	254	TB-564	電動ライトベッド	¥180,000	117
TB-511	垂直電動SLタイプ	¥450,000	113	TB-564U	有孔電動ライトベッド	¥180,000	117
TB-511U	有孔垂直電動SLタイプ	¥450,000	113	TB-567	GSラウンドチェアーNタイプ	¥130,000	184
TB-512-01	R型上肢台	¥16,500	298	TB-568	スイング型DXベッド	¥98,000	30
TB-512-02	F型上肢台	¥16,500	298	TB-568U	有孔スイング型DXベッド	¥105,500	30
TB-514	垂直電動SFタイプ	¥440,000	113	TB-572-13	女子横掛(WH10411)	¥4,700	324
TB-515	ライトスクリーン	¥13,000	292	TB-572-14	レディースツータックパンツ(WH10442)	¥4,300	324
TB-516	パークベッド	¥85,000	58	TB-572-15	男子横掛(WH10415)	¥5,000	324
TB-516U	有孔パークベッド	¥92,500	58	TB-572-16	メンズツータックパンツ(WH10416)	¥4,500	324

TB-572-20	サンダル(F758)	¥3,300	325	TB-614	電動マックス	¥300,000	129
TB-572-23	サンダル(F750)	¥3,300	325	TB-614U	有孔電動マックス	¥300,000	129
TB-572-25	メンズシングルハーフコート(WH11507)	¥3,500	323	TB-615	電動タフベッド	¥320,000	122
TB-572-26	レディースシングルハーフコート(WH11503)	¥3,500	323	TB-615U	有孔電動タフベッド	¥320,000	122
TB-572-27	男女兼用スクラブ(WH11485)	¥2,200	324	TB-616	トリートセクション2S	¥320,000	86
TB-572-28	男女兼用パンツ(WH11486)	¥2,200	324	TB-617	トリートセクション3S	¥360,000	86
TB-572-31	男女兼用スクラブ(WH11985)	¥5,200	325	TB-618	トリートセクション3A	¥400,000	87
TB-572-34	チュニック(WH10601)	¥6,300	323	TB-619	縦型ヘッド(ペーパーカッター付き)	¥9,500	356
TB-572-35	レディースツータックパンツ(WH10642)	¥5,800	323	TB-620	不織布エプロン	¥1,800	323
TB-572-36	レディースパンツ(WH10612)	¥5,700	323	TB-621	綿製エプロン	¥6,000	323
TB-572-37	ワンピース(WH11200)	¥6,100	323	TB-622	ゆかた患者衣	¥7,000	319
TB-572-38	チュニック(WH11201)	¥5,200	323	TB-623	ストレッチャー100	¥160,000	209
TB-572-39	レディースパンツ(WH11212)	¥4,500	323	TB-624	GSストレッチャー100	¥200,000	209
TB-572-40	男女兼用スクラブ(WH11485A)	¥2,200	324	TB-625	手動ストレッチャー100	¥230,000	210
TB-573-01	ニトリートキネシオロジテープ・非撥水(NK-50L)	¥5,400	308	TB-626	手動GSストレッチャー100	¥270,000	210
TB-573-02	ニトリートキネシオロジテープ・非撥水(NK-25)	¥5,400	308	TB-627	手動ストレッチャー125	¥340,000	210
TB-573-03	ニトリートキネシオロジテープ・非撥水(NK-37)	¥5,400	308	TB-628	手動GSストレッチャー125	¥380,000	211
TB-573-04	ニトリートキネシオロジテープ・非撥水(NK-50)	¥5,400	308	TB-629	ボンベ受け金具	¥13,000	212
TB-573-05	ニトリートキネシオロジテープ・非撥水(NK-75)	¥5,400	308	TB-630	H型ベッドガード	¥7,500	216
TB-574-01	ニトリートキネシオロジテープ・撥水(NKH-50L)	¥5,760	308	TB-631-01	マックソファァー(01)	¥70,000	228
TB-574-02	ニトリートキネシオロジテープ・撥水(NKH-50)	¥5,760	308	TB-631-02	マックソファァー(02)	¥85,000	228
TB-574-03	ニトリートキネシオロジテープ・撥水(NKH-75)	¥5,760	308	TB-632	マックコーナー	¥68,000	229
TB-575	GSエステート	¥280,000	191	TB-633	肢台用クッション	¥3,800	358
TB-576-01	電動キャリーホーム(01)	¥465,000	90	TB-634	DXウッド	¥64,000	14
TB-576-02	電動キャリーホーム(02)	¥515,000	90	TB-634U	有孔DXウッド	¥71,500	14
TB-578-01	検診衣1P	¥6,000	320	TB-635	635型GSベッド	¥110,000	39
TB-578-02	検診衣2P	¥6,000	320	TB-636	移動式トリプルコンセント	¥9,500	294
TB-579-01	電動ボバースホーム(01)	¥450,000	91	TB-638	ホールド上下肢台	¥38,000	299
TB-579-02	電動ボバースホーム(02)	¥500,000	91	TB-640-01	木目調クリーンボックス(タイマー無し)	¥148,000	309
TB-580-01	Pro-style シェーブI	¥400,000	137	TB-640-02	木目調クリーンボックス(タイマー有り)	¥158,000	309
TB-580-02	Pro-style シェーブII	¥400,000	138	TB-641-01	木目調クリーンボックス/ワイド(タイマー無し)	¥268,000	310
TB-581	有孔フタ付DXベッド	¥70,500	10	TB-641-02	木目調クリーンボックス/ワイド(タイマー有り)	¥278,000	310
TB-582	キャスター付電動ハイローベッド	¥290,000	125	TB-642	殺菌灯付き保管庫	¥35,000	309
TB-582U	有孔キャスター付電動ハイローベッド	¥290,000	125	TB-643	ビーグル	¥400,000	139
TB-583	583型電動ハイローベッド	¥270,000	125	TB-650-01	キャリーホーム(01)	¥220,000	70
TB-583U	有孔583型電動ハイローベッド	¥270,000	125	TB-650-02	キャリーホーム(02)	¥250,000	70
TB-585	外脚DXベッド	¥60,000	10	TB-651	電動チルトSタイプ	¥476,000	105
TB-585U	有孔外脚DXベッド	¥67,500	10	TB-652	電動チルトCタイプ	¥520,000	105
TB-586	マルチ型ブリッジベッド	¥100,000	62	TB-653	電動チルトRタイプ	¥500,000	105
TB-586U	有孔マルチ型ブリッジベッド	¥107,500	62	TB-654-01	電動ボバースキャリー(01)	¥515,000	91
TB-587	H型DXマルチベッド	¥85,000	41	TB-654-02	電動ボバースキャリー(02)	¥565,000	91
TB-587U	有孔H型DXマルチベッド	¥92,500	41	TB-655	垂直電動Mタイプ	¥420,000	115
TB-588	スライド上肢台付DXベッド	¥110,000	35	TB-655U	有孔垂直電動Mタイプ	¥420,000	115
TB-588U	有孔スライド上肢台付DXベッド	¥117,500	35	TB-656	トリートセクション4S	¥440,000	86
TB-589	まるみ-GS	¥112,500	196	TB-657	1連衝立	¥38,000	288
TB-590-01	590型ソファァー・背付き(01)	¥95,000	246	TB-658	2連衝立	¥64,000	288
TB-590-02	590型ソファァー・背付き(02)	¥110,000	246	TB-659-01	セラビカーテン(メッシュ無し)	¥12,000	288
TB-591	まるみ-GSマルチ	¥135,000	196	TB-659-02	セラビカーテン(メッシュ有り)	¥12,000	288
TB-593	GSステーションナリーテーブル	¥126,000	157	TB-660-01	カルテワーゴン	¥38,000	285
TB-594	あかり-GS	¥290,000	135	TB-660-02	カルテワーゴン(筆記台付き)	¥48,000	285
TB-595	F型手動式ハイローベッド	¥180,000	149	TB-661	トリートセクション6A	¥520,000	87
TB-595U	有孔F型手動式ハイローベッド	¥180,000	149	TB-663	ホットシーツ	¥28,000	307
TB-596	マールベッド	¥80,000	54	TB-664	ダイナDX	¥112,000	64
TB-596U	有孔マールベッド	¥87,500	54	TB-664U	有孔ダイナDX	¥119,500	64
TB-597	4面F型DXベッド	¥115,000	31	TB-665	ダイナFX	¥95,000	64
TB-597U	有孔4面F型DXベッド	¥122,500	31	TB-665U	有孔ダイナFX	¥102,500	64
TB-598	598型オメガマルチ	¥140,000	39	TB-666	電動アスリート	¥340,000	122
TB-599	U型チェアー	¥27,000	273	TB-667-01	フィンDX(01)	¥100,000	227
TB-600	アジャスト	¥90,000	49	TB-667-02	フィンDX(02)	¥115,000	227
TB-600U	有孔アジャスト	¥97,500	49	TB-668-01	フィンFX(01)	¥85,000	227
TB-602	マックス	¥100,000	61	TB-668-02	フィンFX(02)	¥100,000	227
TB-602U	有孔マックス	¥107,500	61	TB-669	Wライトスクリーン	¥28,000	292
TB-603	GSイージーベッド-5型	¥108,000	163	TB-670-01	1連セラビ(01)	¥24,000	289
TB-604	コンパクト電動	¥260,000	126	TB-670-02	1連セラビ(02)	¥28,000	289
TB-604U	有孔コンパクト電動	¥260,000	126	TB-671	2連セラビ	¥38,000	289
TB-605	GSイージーベッド	¥108,000	160	TB-672	4連セラビ	¥54,000	290
TB-606	ウイングベッド	¥125,000	61	TB-673	ゲートセラビ	¥52,000	294
TB-606U	有孔ウイングベッド	¥132,500	61	TB-674-01	手動ホーム(01)	¥300,000	92
TB-607	ハイローワイドDX	¥130,000	24	TB-674-02	手動ホーム(02)	¥350,000	92
TB-607U	有孔ハイローワイドDX	¥137,500	24	TB-676	クイックチェアー	¥55,000	181
TB-608	スーパー低反発ベッド	¥100,000	57	TB-677	DXセラビ	¥70,000	17
TB-608U	有孔スーパー低反発ベッド	¥107,500	57	TB-677U	有孔DXセラビ	¥77,500	17
TB-609	609型診察ベッド	¥130,000	32	TB-678-01	レゴ-R(01)	¥55,000	236
TB-609U	有孔609型診察ベッド	¥137,500	32	TB-678-02	レゴ-R(02)	¥65,000	236
TB-610	セラビメイト	¥41,100	354	TB-678-03	レゴ-R(03)	¥70,000	237
TB-611	GSイージー-DX	¥135,000	162	TB-678-04	レゴ-R(04)	¥75,000	237
TB-613	縦型ヘッド(ペーパーカッター無し)	¥7,500	356	TB-679-01	レゴ-Rフィオレットティ(01)	¥65,000	241

TB-679-02	レゴ-フィオレットティ(02)	¥75,000	241	TB-729	レベルキャスター	¥20,000	141
TB-679-03	レゴ-フィオレットティ(03)	¥80,000	241	TB-730	垂直電動SPタイプ	¥470,000	112
TB-679-04	レゴ-フィオレットティ(04)	¥85,000	241	TB-730U	有孔垂直電動SPタイプ	¥470,000	112
TB-680-01	レゴ-Q(01)	¥55,000	237	TB-731	オムツ交換台(ダブル)	¥110,000	311
TB-680-02	レゴ-Q(02)	¥65,000	237	TB-732	フィンコーナー	¥68,000	226
TB-680-03	レゴ-Q(03)	¥70,000	237	TB-734-01	レゴ-E(01)	¥60,000	238
TB-680-04	レゴ-Q(04)	¥75,000	237	TB-734-02	レゴ-E(02)	¥70,000	238
TB-681-01	レゴ-P(01)	¥45,000	237	TB-734-03	レゴ-E(03)	¥75,000	238
TB-681-02	レゴ-P(02)	¥55,000	237	TB-734-04	レゴ-E(04)	¥80,000	238
TB-681-03	レゴ-P(03)	¥60,000	238	TB-735-01	レゴ-L(01)	¥55,000	238
TB-681-04	レゴ-P(04)	¥65,000	238	TB-735-02	レゴ-L(02)	¥65,000	238
TB-682-01	レゴ-J(01)	¥40,000	240	TB-735-03	レゴ-L(03)	¥70,000	239
TB-682-02	レゴ-J(02)	¥50,000	240	TB-735-04	レゴ-L(04)	¥75,000	239
TB-682-03	レゴ-J(03)	¥55,000	240	TB-737	アカスリカバー	¥19,000	372
TB-682-04	レゴ-J(04)	¥60,000	240	TB-738	カラーハウス	¥12,000	301
TB-683	レゴ-W	¥120,000	240	TB-740	マタニチャー	¥36,000	272
TB-684	アローベンチ	¥80,000	255	TB-741-01	マナティ(01)	¥60,000	235
TB-685	アイホット901	¥67,500	44	TB-741-02	マナティ(02)	¥90,000	235
TB-685U	有孔アイホット901	¥75,000	44	TB-741-03	マナティ(03)	¥130,000	235
TB-686	DXアイホット-5	¥90,000	20	TB-742-01	グライド(01)	¥100,000	241
TB-686U	有孔DXアイホット-5	¥97,500	20	TB-742-02	グライド(02)	¥140,000	241
TB-687	ハイロー-DXアイホット	¥112,500	22	TB-742-03	グライド(03)	¥180,000	241
TB-687U	有孔ハイロー-DXアイホット	¥120,000	22	TB-742-04	グライドスツール	¥60,000	242
TB-688	オメガ式アイホット	¥102,500	36	TB-743	モクベッドS	¥65,000	59
TB-689	アイホットソファ-SR	¥122,500	245	TB-743U	有孔モクベッドS	¥72,500	59
TB-690	手動アイホットハイロー	¥160,000	146	TB-744	モクベッドC	¥70,000	60
TB-690U	有孔手動アイホットハイロー	¥160,000	146	TB-744U	有孔モクベッドC	¥77,500	60
TB-691	電動アイホットハイロー	¥262,500	121	TB-745	モクベッドSL	¥75,000	59
TB-691U	有孔電動アイホットハイロー	¥262,500	121	TB-745U	有孔モクベッドSL	¥82,500	59
TB-692	アイホットホーム	¥210,000	70	TB-747	3段トレー付ステンレスワゴン	¥74,000	287
TB-693	大画面タイマー	¥2,000	295	TB-748	モクベッドSF	¥85,000	60
TB-695	エステ-2型	¥178,000	190	TB-749-01	モクベンチ(二人掛)	¥40,000	254
TB-695U	有孔エステ-2型	¥185,500	190	TB-749-02	モクベンチ(三人掛)	¥55,000	254
TB-698	ジェンティ	¥170,000	189	TB-749-03	モクベンチ(四人掛)	¥65,000	254
TB-698U	有孔ジェンティ	¥177,500	189	TB-751	電動ハイローキャリア	¥262,500	120
TB-700	ドルチェレールCタイプ	¥100,000	67	TB-751U	有孔電動ハイローキャリア	¥262,500	120
TB-701	DXセラビ(棚付き)	¥90,000	18	TB-753	スタンダーオリコ	¥75,000	168
TB-701U	有孔DXセラビ(棚付き)	¥97,500	18	TB-753U	有孔スタンダーオリコ	¥75,000	168
TB-702	トリートセクション2A	¥320,000	86	TB-754	メモリーオリコ	¥80,000	168
TB-703	セラビカバー	¥12,000	371	TB-754U	有孔メモリーオリコ	¥80,000	168
TB-703U	有孔セラビカバー	¥14,000	371	TB-755	ソックスベッド	¥70,000	24
TB-704	電動セラビハイロー	¥270,000	123	TB-755U	有孔ソックスベッド	¥77,500	24
TB-704U	有孔電動セラビハイロー	¥270,000	123	TB-756	H型ソックスベッド	¥80,000	24
TB-705-01	シャワースクリーン(01)	¥48,000	292	TB-756U	有孔H型ソックスベッド	¥87,500	24
TB-705-02	シャワースクリーン(02)	¥58,000	292	TB-757	モクベッドST	¥80,000	59
TB-706-01	チャイルドスクリーン(01)	¥35,000	292	TB-757U	有孔モクベッドST	¥87,500	59
TB-706-02	チャイルドスクリーン(02)	¥45,000	292	TB-758	バイターNEW-7	¥43,000	304
TB-707-01	レゴ-B(01)	¥50,000	253	TB-762	垂直電動Eタイプ	¥440,000	111
TB-707-02	レゴ-B(02)	¥60,000	253	TB-762U	有孔垂直電動Eタイプ	¥440,000	111
TB-708	レゴ-コーナー	¥50,000	239	TB-763	電動EXベッド	¥260,000	119
TB-709	スリムフレクション	¥180,000	153	TB-763U	有孔電動EXベッド	¥260,000	119
TB-710	ソニー-SX	¥57,000	47	TB-764-01	PTスツール(キャスター付き)	¥32,000	263
TB-710U	有孔ソニー-SX	¥64,500	47	TB-764-02	PTスツール(アジャスター付き)	¥32,000	263
TB-711	ソニー-DX	¥67,000	47	TB-765-01	PTスツールS(キャスター付き)	¥36,000	263
TB-711U	有孔ソニー-DX	¥74,500	47	TB-765-02	PTスツールS(アジャスター付き)	¥36,000	263
TB-712	キングホーム	¥250,000	71	TB-768	レストチェア	¥18,000	259
TB-713	アカスリDX	¥170,000	65	TB-769	トレーニングステップ	¥45,000	301
TB-714	キングキャリアホーム	¥400,000	71	TB-770	ワイドレゴ-L	¥90,000	239
TB-715	小児用電動ハイロー	¥240,000	126	TB-771	ワイドレゴ-N	¥100,000	239
TB-715U	有孔小児用電動ハイロー	¥240,000	126	TB-772-01	三角縫製プラットホーム(01)	¥115,000	70
TB-716	オープンベッド	¥75,000	49	TB-772-02	三角縫製プラットホーム(02)	¥140,000	70
TB-716U	有孔オープンベッド	¥82,500	49	TB-772-03	三角縫製プラットホーム(03)	¥190,000	70
TB-718	L型平行支持台	¥280,000	81	TB-773	プラットキャリア	¥250,000	71
TB-720	フタクッション	¥3,000	295	TB-774	連結プラットホーム	¥220,000	72
TB-721-01	オムツ交換台(縦型)	¥80,000	311	TB-775	背あげプラットホーム	¥220,000	72
TB-721-02	オムツ交換台(横型)	¥80,000	311	TB-776	ハイローホーム	¥225,000	72
TB-722-01	S型オムツ交換台(縦型)	¥90,000	311	TB-777	レゴースツール	¥45,000	240
TB-722-02	S型オムツ交換台(横型)	¥90,000	311	TB-780	チャイルダー	¥85,000	45
TB-724-01	空調ふとんホタートン(シングル)	¥201,000	307	TB-781	パワーリハビリLEC	¥380,000	99
TB-724-02	空調ふとんホタートン(ダブル)	¥252,000	307	TB-782	コートチェア	¥40,000	261
TB-725	ステッキホルダー	¥9,000	295	TB-783	ラウンドマタニティ	¥125,000	184
TB-726	手動ハイローキャリア	¥157,500	145	TB-784-01	フィンハイロー(01)	¥100,000	228
TB-726U	有孔手動ハイローキャリア	¥157,500	145	TB-784-02	フィンハイロー(02)	¥115,000	228
TB-727	手動ライトベッド	¥110,000	144	TB-785	スタンドチェア	¥15,000	274
TB-727U	有孔手動ライトベッド	¥110,000	144	TB-786	モクマットホーム	¥190,000	73
TB-728	垂直電動SCタイプ	¥440,000	111	TB-787-01	リクライチェア	¥110,000	199
TB-728U	有孔垂直電動SCタイプ	¥440,000	111	TB-787-02	リクライオットマン	¥22,000	199

TB-789-01	収納ボックスソファ(01)	¥73,000	229	TB-836-01	TK注射台(01)	¥48,000	297
TB-789-02	収納ボックスソファ(02)	¥78,000	229	TB-836-02	TK注射台(02)	¥70,000	297
TB-791-01	モクソファ(01)	¥85,000	230	TB-837	カットチェア	¥42,000	262
TB-791-02	モクソファ(02)	¥100,000	230	TB-838	DRチェア	¥70,000	262
TB-792	L型オムツ交換台	¥90,000	310	TB-840	ARマタニチャー	¥44,000	272
TB-793	電動ストレッチャー100	¥400,000	211	TB-841	ローテーブルFG	¥82,000	275
TB-794	キャンバスベッド	¥45,000	217	TB-842	パイオニア2型	¥320,000	138
TB-795	コードハンガー	¥7,000	285	TB-843	スリムウイング	¥156,000	155
TB-796	HPチェアS	¥36,000	268	TB-844	スリムウイング5型	¥156,000	159
TB-797-01	DSチェア(キャスター付き)	¥48,000	260	TB-845	イージーウイング	¥138,000	161
TB-797-02	DSチェア(木製脚部付き)	¥48,000	260	TB-846	イージーウイング5型	¥138,000	163
TB-798-01	DLチェア(キャスター付き)	¥48,000	261	TB-848	あかり-GSキャリー	¥340,000	136
TB-798-02	DLチェア(木製脚部付き)	¥48,000	261	TB-849	ケアツール	¥24,000	266
TB-799	ホールソファ	¥65,000	251	TB-850-01	HLテーブル(01)	¥110,000	276
TB-803-01	ロビーSD(01)	¥50,000	230	TB-850-02	HLテーブル(02)	¥120,000	276
TB-803-02	ロビーSD(02)	¥60,000	230	TB-850-03	HLテーブル(03)	¥150,000	276
TB-803-03	ロビーSD(03)	¥65,000	230	TB-850-04	HLテーブル(04)	¥160,000	276
TB-803-04	ロビーSD(04)	¥70,000	230	TB-852	かどまるソファ	¥65,000	253
TB-805	オーバーテーブル	¥50,000	302	TB-854	回診SKカート	¥80,000	286
TB-806	電動HSベッド	¥250,000	119	TB-855	ミニパーク	¥22,000	271
TB-806U	有孔電動HSベッド	¥250,000	119	TB-856-01	FKテーブル(01)	¥50,000	276
TB-807	メディクリナー	¥2,300	305	TB-856-02	FKテーブル(02)	¥60,000	276
TB-808	SNベンチ	¥45,000	248	TB-856-03	FKテーブル(03)	¥70,000	276
TB-809-01	STベンチ(01)	¥55,000	248	TB-856-04	FKテーブル(04)	¥80,000	276
TB-809-02	STベンチ(02)	¥65,000	248	TB-857	アールソファ	¥70,000	251
TB-810	パワーリハビリCPL	¥350,000	99	TB-858-01	下駄箱ベンチ(01)	¥60,000	258
TB-811	畳プラットホーム	¥180,000	74	TB-858-02	下駄箱ベンチ(02)	¥75,000	258
TB-812	アクチベッド	¥90,000	27	TB-863	GSエスティー	¥140,000	189
TB-813	パワーリハビリAAD	¥410,000	99	TB-863U	有孔GSエスティー	¥147,500	189
TB-814	パワーリハビリSPL	¥350,000	99	TB-864	電動2MFカイザー	¥520,000	132
TB-815-01	パークベンチ(01)	¥60,000	244	TB-864U	有孔電動2MFカイザー	¥520,000	132
TB-815-02	パークベンチ(02)	¥70,000	244	TB-868	垂直電動2Eタイプ	¥580,000	114
TB-815-03	パークベンチ(03)	¥75,000	245	TB-868U	有孔垂直電動2Eタイプ	¥580,000	114
TB-815-04	パークベンチ(04)	¥80,000	245	TB-869	垂直電動2Eタイプ	¥680,000	114
TB-816-01	エバー(01)	¥80,000	233	TB-869U	有孔垂直電動2Eタイプ	¥680,000	114
TB-816-02	エバー(02)	¥95,000	233	TB-872	ライトフェイシャル	¥58,000	186
TB-817-01	エバーR(01)	¥105,000	232	TB-872U	有孔ライトフェイシャル	¥65,500	186
TB-817-02	エバーR(02)	¥120,000	232	TB-873	ライトフェイシャル2型	¥63,000	186
TB-818	二つ折れ仮眠マット	¥28,000	363	TB-873U	有孔ライトフェイシャル2型	¥70,500	186
TB-819-01	DX治療チェア(キャスター付き)	¥340,000	204	TB-874	リラックスカウチ	¥110,000	197
TB-819-02	DX治療チェア(アジャスター付き)	¥315,000	204	TB-875	ベンチベッドSD	¥90,000	249
TB-820-01	ロビーSL(01)	¥85,000	231	TB-876	ベンチベッドMD	¥100,000	249
TB-820-02	ロビーSL(02)	¥100,000	231	TB-877	垂直電動CEタイプ	¥560,000	115
TB-821-01	ロビーMD(01)	¥60,000	231	TB-878	手動ライトニング	¥150,000	146
TB-821-02	ロビーMD(02)	¥70,000	231	TB-878U	有孔手動ライトニング	¥150,000	146
TB-821-03	ロビーMD(03)	¥75,000	232	TB-879	ライトニング	¥80,000	192
TB-821-04	ロビーMD(04)	¥80,000	232	TB-879U	有孔ライトニング	¥87,500	192
TB-822-01	ロビーMR(01)	¥60,000	232	TB-880	授乳DXチェア	¥70,000	272
TB-822-02	ロビーMR(02)	¥70,000	232	TB-881-01	ケアクッションS	¥6,000	359
TB-822-03	ロビーMR(03)	¥75,000	232	TB-881-02	ケアクッションM	¥7,000	359
TB-822-04	ロビーMR(04)	¥80,000	232	TB-881-03	ケアクッションL	¥8,000	359
TB-823-01	4段用脱衣カゴ(ブルー)	¥32,000	279	TB-883-01	クリーン(01)	¥75,000	247
TB-823-02	4段用脱衣カゴ(ホワイト)	¥32,000	279	TB-883-02	クリーン(02)	¥90,000	247
TB-824	電動WFベッド	¥270,000	120	TB-885-01	DX上肢台(小)	¥22,000	298
TB-824U	有孔電動WFベッド	¥270,000	120	TB-885-02	DX上肢台(中)	¥22,000	298
TB-825-01	ローテーブルFK(01)	¥20,000	274	TB-885-03	DX上肢台(大)	¥22,000	298
TB-825-02	ローテーブルFK(02)	¥34,000	274	TB-886-01	CX上肢台(小)	¥22,000	298
TB-826-01	パーソンSD(二人掛)	¥85,000	234	TB-886-02	CX上肢台(中)	¥22,000	298
TB-826-02	パーソンSD(三人掛)	¥105,000	234	TB-886-03	CX上肢台(大)	¥22,000	298
TB-827	ニートチェア	¥32,000	260	TB-887-01	CLチェア(キャスター付き)	¥56,000	261
TB-828	ボタンスツール	¥24,000	270	TB-887-02	CLチェア(木製脚部付き)	¥56,000	261
TB-829-01	パーソンFD(二人掛)	¥65,000	234	TB-888	M型上肢運動台	¥88,000	101
TB-829-02	パーソンFD(三人掛)	¥85,000	234	TB-889	垂直電動EZタイプ	¥520,000	112
TB-830-01	パーソンMD(二人掛)	¥65,000	234	TB-889U	有孔垂直電動EZタイプ	¥520,000	112
TB-830-02	パーソンMD(三人掛)	¥85,000	234	TB-890-01	セラビスティック(01)	¥12,000	294
TB-831	パワーリハビリADB	¥380,000	100	TB-890-02	セラビスティック(02)	¥16,000	294
TB-832-01	STピース(01)	¥60,000	233	TB-891	オリコリンク	¥130,000	170
TB-832-02	STピース(02)	¥70,000	233	TB-891U	有孔オリコリンク	¥130,000	170
TB-832-03	STピース(03)	¥75,000	233	TB-892	あかりフレクション	¥330,000	137
TB-832-04	STピース(04)	¥80,000	233	TB-893	垂直電動EBタイプ	¥520,000	115
TB-833-01	SNピース(01)	¥40,000	233	TB-894	エクスマット	¥32,000	365
TB-833-02	SNピース(02)	¥50,000	233	TB-895	モクベッドSH	¥80,000	60
TB-833-03	SNピース(03)	¥55,000	234	TB-895U	有孔モクベッドSH	¥87,500	60
TB-833-04	SNピース(04)	¥60,000	234	TB-896	手動あかり-GS	¥200,000	149
TB-834	カートチェア	¥48,000	261	TB-897	垂直電動HSタイプ	¥400,000	111
TB-835	電動エスティー	¥180,000	191	TB-897U	有孔垂直電動HSタイプ	¥400,000	111
TB-835U	有孔電動エスティー	¥187,500	191	TB-898	I型フェイスカバー	¥1,500	367

TB-899	Y型フェイスカバー	¥1,500	367	TB-950	クランク昇降アクチベッド	¥220,000	151
TB-900	電動ジェンティー	¥440,000	141	TB-951	ハイロー-DXベッド	¥100,000	21
TB-900U	有孔電動ジェンティー	¥440,000	141	TB-951U	有孔ハイロー-DXベッド	¥107,500	21
TB-901	スチールベッド	¥55,000	44	TB-952	スリムベッドプラス	¥126,000	157
TB-901U	有孔スチールベッド	¥62,500	44	TB-953	外脚ハイロー-DXベッド	¥100,000	22
TB-902	スタンダードベッド	¥58,000	48	TB-953U	有孔外脚ハイロー-DXベッド	¥107,500	22
TB-902U	有孔スタンダードベッド	¥65,500	48	TB-954	エクセレント	¥85,000	65
TB-904-01	プロスツール(キャスター付き)	¥38,000	264	TB-954U	有孔エクセレント	¥92,500	65
TB-904-02	プロスツール(アジャスター付き)	¥38,000	264	TB-955	オメガ式ハイロー-DXベッド	¥130,000	38
TB-906-01	ソファアー・背無し	¥60,000	252	TB-956	スリムベッド-8型	¥144,000	158
TB-906-02	ソファアー・背無し(ミニ)	¥55,000	252	TB-957	スリムベッド-3型	¥135,000	157
TB-906S-01	ソファアー・背付き(01)	¥85,000	228	TB-959	クランク昇降アプローチベッド	¥190,000	151
TB-906S-02	ソファアー・背付き(ミニ)	¥80,000	228	TB-960	オリコベッド	¥90,000	169
TB-906S-03	ソファアー・背付き(02)	¥100,000	228	TB-960-3	オリコベッド-3	¥95,000	170
TB-908	DXマッサージベッド	¥60,000	9	TB-960U	有孔オリコベッド	¥90,000	169
TB-908-2	DXベッド-2	¥72,500	18	TB-960U-3	有孔オリコベッド-3	¥95,000	170
TB-908-3	DXベッド-3	¥75,000	18	TB-961	アプローチリフト	¥280,000	141
TB-908-4	DXベッド-4	¥77,500	18	TB-964	コスモス	¥90,000	174
TB-908-5	DXベッド-5	¥77,500	19	TB-964U	有孔コスモス	¥90,000	174
TB-908U	有孔DXマッサージベッド	¥67,500	9	TB-965	コスモスDX	¥100,000	175
TB-908U-2	有孔DXベッド-2	¥80,000	18	TB-965U	有孔コスモスDX	¥100,000	175
TB-908U-3	有孔DXベッド-3	¥82,500	18	TB-966	オメガ式2M電動ベッド	¥340,000	133
TB-908U-4	有孔DXベッド-4	¥85,000	18	TB-970	フロント	¥95,000	50
TB-908U-5	有孔DXベッド-5	¥85,000	19	TB-970U	有孔フロント	¥102,500	50
TB-909	マッサージベッド	¥80,000	52	TB-971	F型用ガードカバー	¥7,000	288
TB-909U	有孔マッサージベッド	¥87,500	52	TB-972	大判サロントオル	¥3,600	315
TB-911	脱衣カゴ付ベッド	¥65,000	44	TB-973	オメガマイティ-2型	¥140,000	188
TB-911U	有孔脱衣カゴ付ベッド	¥72,500	44	TB-974	チェアーベッドSD	¥70,000	250
TB-912	電動ハイローベッド	¥242,500	118	TB-975	チェアーベッドMD	¥75,000	250
TB-912U	有孔電動ハイローベッド	¥242,500	118	TB-976	GSスリムシェル	¥135,000	156
TB-913	手動式ハイローベッド	¥140,000	144	TB-978-01	2EX治療チェアー(キャスター付き)	¥660,000	204
TB-913U	有孔手動式ハイローベッド	¥140,000	144	TB-978-02	2EX治療チェアー(アジャスター付き)	¥630,000	204
TB-914	ナチュラル	¥160,000	145	TB-979	エクシーガSD	¥160,000	249
TB-914U	有孔ナチュラル	¥160,000	145	TB-980	エクシーガMD	¥170,000	249
TB-915	アプローチベッド	¥85,500	164	TB-981	介助シート	¥10,000	213
TB-916	スリムベッド	¥126,000	154	TB-982	スイングガードカバー	¥7,000	212
TB-917	アプローチベッド-2型	¥85,500	165	TB-983	緊急用ムーブ	¥80,000	173
TB-919	アプローチベッド-3型	¥94,500	165	TB-983U	有孔緊急用ムーブ	¥80,000	173
TB-920	長穴有孔アプローチベッド	¥85,500	166	TB-984	アンジー	¥100,000	58
TB-921	シルバー-DXベッド	¥72,500	14	TB-984U	有孔アンジー	¥107,500	58
TB-921U	有孔シルバー-DXベッド	¥80,000	14	TB-985	電動S型ストレッチャー-100	¥460,000	211
TB-923	R型DXベッド	¥84,000	28	TB-986	モーションテーブル	¥90,000	63
TB-923U	有孔R型DXベッド	¥91,500	28	TB-987	ニットカバー	¥10,000	369
TB-924	F型DXベッド	¥88,000	29	TB-987U	有孔ニットカバー	¥12,000	369
TB-924U	有孔F型DXベッド	¥95,500	29	TB-988	LSベッド	¥150,000	223
TB-925	S型DXベッド	¥98,000	31	TB-989	ゼウスHS	¥350,000	139
TB-925U	有孔S型DXベッド	¥105,500	31	TB-990	エコホットマット	¥18,000	307
TB-926	キャスター付DXベッド	¥100,000	24	TB-991-01	1連セラピカート(01)	¥26,000	289
TB-926U	有孔キャスター付DXベッド	¥107,500	24	TB-991-02	1連セラピカート(02)	¥30,000	289
TB-927	コンセント付DXベッド	¥72,500	27	TB-992	2連セラピカート	¥40,000	289
TB-927U	有孔コンセント付DXベッド	¥80,000	27	TB-993	DXブラウン	¥65,000	10
TB-928	H型DXベッド	¥67,500	15	TB-993U	有孔DXブラウン	¥72,500	10
TB-928U	有孔H型DXベッド	¥75,000	15	TB-994	DXスリーパー	¥65,000	10
TB-929	M型DXベッド	¥85,000	26	TB-994U	有孔DXスリーパー	¥72,500	10
TB-929U	有孔M型DXベッド	¥92,500	26	TB-995	引き出し付器械卓子	¥60,000	286
TB-930	天板付DXベッド	¥88,000	34	TB-996	F-1診察券入	¥8,250	294
TB-930U	有孔天板付DXベッド	¥95,500	34	TB-997	電動ステップキャリー	¥290,000	121
TB-931	レーザーガード型DXベッド	¥100,000	33	TB-997U	有孔電動ステップキャリー	¥290,000	121
TB-931U	有孔レーザーガード型DXベッド	¥107,500	33	TB-998	SDセブン	¥85,000	169
TB-932	DXベッド・CP型カゴ付	¥75,000	41	TB-998U	有孔SDセブン	¥85,000	169
TB-932U	有孔DXベッド・CP型カゴ付	¥82,500	41	TB-999	MRセブン	¥90,000	170
TB-934	オメガ式DXベッド	¥90,000	35	TB-999U	有孔MRセブン	¥90,000	170
TB-935	オメガ式H型DXベッド	¥90,000	36	TB-1000	クロムセブン	¥100,000	170
TB-936	タフベッド	¥85,000	53	TB-1000U	有孔クロムセブン	¥100,000	170
TB-936U	有孔タフベッド	¥92,500	53	TB-1001	SDエイト	¥70,000	46
TB-939	りんごベッド	¥75,000	53	TB-1001U	有孔SDエイト	¥77,500	46
TB-939U	有孔りんごベッド	¥82,500	53	TB-1002	MRエイト	¥75,000	46
TB-941	外脚H型DXベッド	¥67,500	15	TB-1002U	有孔MRエイト	¥82,500	46
TB-941U	有孔外脚H型DXベッド	¥75,000	15	TB-1004	ハウソフアー	¥70,000	256
TB-943	低反発フォームベッド	¥100,000	57	TB-1005	ソファアーSR・背無し	¥70,000	256
TB-943U	有孔低反発フォームベッド	¥107,500	57	TB-1006-01	電動カイザーホーム(01)	¥530,000	91
TB-944	プラットホーム	¥180,000	69	TB-1006-02	電動カイザーホーム(02)	¥580,000	91
TB-945	移動用キャスター付プラットホーム	¥195,000	70	TB-1007	ムーブベッド	¥70,000	171
TB-947	オメガ式電動ハイローベッド	¥290,000	124	TB-1007U	有孔ムーブベッド	¥70,000	171
TB-948	電動アクチハイローベッド	¥320,000	129	TB-1008	粉体ムーブ	¥57,500	171
TB-949	2M電動ベッド	¥305,000	131	TB-1008U	有孔粉体ムーブ	¥57,500	171
TB-949U	有孔2M電動ベッド	¥305,000	131	TB-1009	粉体ムーブDX	¥66,000	172

TB-1009U	有孔粉体ムーブDX	¥66,000	172	TB-1061	電動PTカイザー	¥400,000	131
TB-1010-01	LSワゴン(キャスター付き)	¥16,000	284	TB-1062	トリート3A	¥240,000	89
TB-1010-02	LSワゴン(アジャスター付き)	¥14,400	284	TB-1063	陣痛緩和チェアー	¥70,000	272
TB-1011-01	電動コンパクトホーム(01)	¥400,000	89	TB-1064-01	サークルホーム(01)	¥200,000	74
TB-1011-02	電動コンパクトホーム(02)	¥450,000	89	TB-1064-02	サークルホーム(02)	¥260,000	74
TB-1012	F型キャスター付2M電動ベッド	¥400,000	134	TB-1065	トレンディングベッド	¥210,000	89
TB-1012U	有孔F型キャスター付2M電動ベッド	¥400,000	134	TB-1065U	有孔トレンディングベッド	¥210,000	89
TB-1013-01	ヒルチェアー・背付き(01)	¥95,000	247	TB-1066	GS治療チェアー(CLC付き)	¥370,000	205
TB-1013-02	ヒルチェアー・背付き(02)	¥110,000	247	TB-1067	オメガ方式DXベッド-5	¥125,000	37
TB-1014	伸縮セラビ	¥34,000	291	TB-1068	DXベッド-R	¥70,000	12
TB-1015	マウンテンベッド	¥92,500	56	TB-1068U	有孔DXベッド-R	¥77,500	12
TB-1015U	有孔マウンテンベッド	¥100,000	56	TB-1069	電動ライトクレードル	¥230,000	137
TB-1016	DFワゴン(キャスター付き)	¥39,000	284	TB-1070	セラビーマット	¥15,000	354
TB-1017	低反発スリムマット	¥12,000	363	TB-1071	セラビーバッグ	¥8,000	354
TB-1018	2Mマイティチェアー	¥270,000	191	TB-1072	ワンソファー	¥28,000	258
TB-1018U	有孔2Mマイティチェアー	¥277,500	191	TB-1073	かどまるホーム	¥180,000	69
TB-1019-01	NMキング(01)	¥80,000	242	TB-1074	メモリーホーム	¥200,000	69
TB-1019-02	NMキング(02)	¥110,000	242	TB-1075	キッズSB	¥360,000	312
TB-1019-03	NMキング(03)	¥140,000	242	TB-1076-01	カラブロックセット	¥24,000	362
TB-1020	差込式フェイス	¥13,000	178	TB-1076-02	ブロックロール	¥3,200	362
TB-1021	LFGキャスタ	¥160,000	33	TB-1076-03	三角ブロック(大)	¥5,800	362
TB-1021U	有孔LFGキャスタ	¥167,500	33	TB-1076-04	三角ブロック(小)	¥4,600	362
TB-1022	電動ワイドベッド	¥350,000	123	TB-1076-05	ブロックボード	¥6,400	362
TB-1022U	有孔電動ワイドベッド	¥350,000	123	TB-1076-06	鋸型ブロックセット	¥24,000	362
TB-1023	GSラウンドチェアー	¥110,000	183	TB-1076-07	鋸型三角ブロック(大)	¥5,800	362
TB-1024	モダンベンチ	¥60,000	257	TB-1076-08	鋸型三角ブロック(小)	¥4,600	362
TB-1025	ベンチストレッチャー	¥140,000	251	TB-1076-09	先細三角ブロック	¥6,000	361
TB-1026-01	PTスツールA(キャスター付き)	¥40,000	263	TB-1077-01	2M電動ボアース(01)	¥480,000	92
TB-1026-02	PTスツールA(アジャスター付き)	¥40,000	263	TB-1077-02	2M電動ボアース(02)	¥530,000	92
TB-1027	車輻ストレッチャー150	¥260,000	211	TB-1078-01	ロングバラレルDX(01)	¥160,000	79
TB-1028	耳鼻科チェアー(アジャスター付き)	¥600,000	205	TB-1078-02	ロングバラレルDX(02)	¥210,000	79
TB-1029	ライトストレッチャー100	¥100,000	209	TB-1079	畳エクサス	¥150,000	77
TB-1030-01	パールチェアー	¥93,000	199	TB-1080	マルチフェイス	¥15,000	329
TB-1030-02	パールオットマン	¥22,000	199	TB-1081	ポータル用キャリーバッグ	¥13,000	181
TB-1031-01	HPベッドM(キャスター付き)	¥90,000	215	TB-1082	スタンドグリップ	¥18,000	296
TB-1031-02	HPベッドM(足ゴム付き)	¥80,000	215	TB-1083	GSスリムアイ	¥126,000	156
TB-1032	MSベッド	¥66,000	219	TB-1084	GSスリムアイ-5型	¥126,000	156
TB-1033	FRホットマット	¥35,000	308	TB-1085	GSイージーアイ	¥108,000	162
TB-1034	外脚DXベッド-8	¥77,500	20	TB-1086	GSイージーアイ-5型	¥108,000	162
TB-1034U	有孔外脚DXベッド-8	¥85,000	20	TB-1087	FG型モクベッド	¥90,000	59
TB-1035	FR低反発マット	¥18,000	363	TB-1087U	有孔FG型モクベッド	¥97,500	59
TB-1035U	有孔FR低反発マット	¥18,000	363	TB-1088	FG型DXベッド	¥93,000	29
TB-1036	訓練ケアベッド	¥165,000	78	TB-1088U	有孔FG型DXベッド	¥100,500	29
TB-1037	外脚H型クレードル	¥83,000	39	TB-1089	ガード付粉体ムーブ	¥72,000	172
TB-1037U	有孔外脚H型クレードル	¥90,500	39	TB-1089U	有孔ガード付粉体ムーブ	¥72,000	172
TB-1038	クレードルオリコ	¥90,000	169	TB-1090	セラプレス	¥1,800	304
TB-1038U	有孔クレードルオリコ	¥90,000	169	TB-1092	垂直電動EGタイプ	¥480,000	112
TB-1039	はねあげベッド	¥100,000	66	TB-1092U	有孔垂直電動EGタイプ	¥480,000	112
TB-1039U	有孔はねあげベッド	¥107,500	66	TB-1093	イージーベッド	¥108,000	160
TB-1040-01	ニット着1PSD	¥7,000	321	TB-1094	GSスリムベッド-5型	¥126,000	158
TB-1040-02	ニット着1PDX	¥9,000	321	TB-1095	スリマーベッド	¥153,000	155
TB-1040-03	ニット着1PEX	¥10,000	321	TB-1096	イージーアベッド	¥135,000	161
TB-1040-04	ニット着2PSD	¥7,000	322	TB-1098	電動フットワークベッド	¥260,000	122
TB-1040-05	2PSD用ニット上着	¥5,000	322	TB-1098U	有孔電動フットワークベッド	¥260,000	122
TB-1040-06	ニット着2PDX	¥9,000	322	TB-1099	三角縫製DXベッド	¥70,000	13
TB-1040-07	2PDX用ニット上着	¥7,000	322	TB-1099U	有孔三角縫製DXベッド	¥77,500	13
TB-1040-08	2P用ニットパンツ	¥3,000	322	TB-1100	S型電動フットワークベッド	¥300,000	128
TB-1040-09	開閉式ニットパンツ	¥5,000	322	TB-1100U	有孔S型電動フットワークベッド	¥300,000	128
TB-1041	オメガ方式FRベッド	¥100,000	36	TB-1101	上肢台付電動フットワークベッド	¥300,000	130
TB-1042	SDポータル	¥58,000	181	TB-1101U	有孔上肢台付電動フットワークベッド	¥300,000	130
TB-1043	手動式トリート2S	¥240,000	87	TB-1102-01	フィンフィオレッティ(01)	¥78,000	227
TB-1044	手動式トリート2A	¥240,000	87	TB-1102-02	フィンフィオレッティ(02)	¥93,000	227
TB-1045	手動式トリート3S	¥280,000	88	TB-1103	マリ	¥75,000	177
TB-1046	手動式トリート4S	¥360,000	88	TB-1104	サンタナ	¥88,000	177
TB-1047	手動式トリート3A	¥320,000	88	TB-1105	まるみ-UT	¥160,000	195
TB-1048	手動式トリート6A	¥440,000	88	TB-1108-01	FRコール(01)	¥100,000	244
TB-1049	オメガ方式SDベッド	¥63,000	35	TB-1108-02	FRコール(02)	¥120,000	244
TB-1050	オメガ方式MRベッド	¥73,000	35	TB-1108-03	FRコール(03)	¥170,000	244
TB-1051	カラーコースター	¥800	303	TB-1109-01	コーギー(01)	¥65,000	242
TB-1052	MRポータル	¥63,000	181	TB-1109-02	コーギー(02)	¥85,000	242
TB-1053	SDスリム	¥92,000	154	TB-1109-03	コーギー(03)	¥135,000	243
TB-1054	MRスリム	¥102,000	154	TB-1110-01	スターツ(01)	¥80,000	243
TB-1055	SDイージー	¥82,000	160	TB-1110-02	スターツ(02)	¥100,000	243
TB-1056	MRイージー	¥92,000	160	TB-1110-03	スターツ(03)	¥150,000	243
TB-1058	コットンビブ	¥900	318	TB-1111-01	コール(01)	¥80,000	243
TB-1060	電動ハイストローク	¥280,000	123	TB-1111-02	コール(02)	¥100,000	243
TB-1060U	有孔電動ハイストローク	¥280,000	123	TB-1111-03	コール(03)	¥150,000	244

TB-1112-01	FRフィン(01)	¥80,000	227	TB-1163-03	モッカー(四人掛)	¥170,000	235
TB-1112-02	FRフィン(02)	¥95,000	227	TB-1164	FAマットレス	¥23,000	224
TB-1113-01	PTビーム(キャスター付き)	¥36,000	264	TB-1165	MCベッド	¥58,000	218
TB-1113-02	PTビーム(アジャスター付き)	¥36,000	264	TB-1167	タタミベッド	¥110,000	220
TB-1114	低反発GSスリム-5型	¥144,000	158	TB-1168	3M電動HBカイザー	¥630,000	216
TB-1115	TB製オムツ交換ベッド	¥100,000	311	TB-1169	MLベッド	¥64,000	219
TB-1116-01	IクランクHPベッドM(キャスター付き)	¥130,000	215	TB-1170	ポータブルハードマットレス	¥50,000	178
TB-1116-02	IクランクHPベッドM(足ゴム付き)	¥120,000	215	TB-1172	HAマットレス(三つ折り)	¥39,000	224
TB-1117-01	IIクランクHPベッドM(キャスター付き)	¥163,000	215	TB-1173	FR診察台カバー	¥14,000	370
TB-1117-02	IIクランクHPベッドM(足ゴム付き)	¥153,000	215	TB-1173U	有孔FR診察台カバー	¥16,000	370
TB-1119-01	ARサライ(二人掛)	¥110,000	236	TB-1174	GSラウンドEタイプ	¥170,000	184
TB-1119-02	ARサライ(三人掛)	¥130,000	236	TB-1175	P型上肢運動台	¥88,000	102
TB-1120	キャリーバッグ	¥13,000	179	TB-1176	オメガ式GFベッド	¥97,000	36
TB-1121	キャスター付キャリーバッグ	¥16,000	179	TB-1177	MAベッド	¥54,000	218
TB-1122	スマーティ&DXベッド	¥563,500	65	TB-1178-01	フィンキルト(01)	¥90,000	226
TB-1123	キルトDX	¥80,000	12	TB-1178-02	フィンキルト(02)	¥105,000	226
TB-1123U	有孔キルトDX	¥87,500	12	TB-1179-01	バラテーブル100	¥50,000	82
TB-1124-01	STビーム(キャスター付き)	¥21,000	268	TB-1179-02	バラテーブル150	¥60,000	82
TB-1124-02	STビーム(アジャスター付き)	¥21,000	268	TB-1180	バラレルBX	¥108,000	79
TB-1125	電動Gカイザー	¥440,000	130	TB-1181	ベンダーホーム	¥230,000	76
TB-1125U	有孔電動Gカイザー	¥440,000	130	TB-1182	PLベッド	¥110,000	222
TB-1126	マルチクイック	¥32,000	329	TB-1183	メイクチェアー	¥66,000	197
TB-1127	N型DXベッド	¥90,000	28	TB-1184	歩行ヘルパー	¥77,000	103
TB-1127U	有孔N型DXベッド	¥97,500	28	TB-1185	歩行階段SD	¥90,000	82
TB-1128	手動4Sキャスタ	¥260,000	148	TB-1186-01	バイオフィーズ(1本)	¥1,900	308
TB-1128U	有孔手動4Sキャスタ	¥260,000	148	TB-1186-02	バイオフィーズ・1ダース(12本入り)	¥22,800	308
TB-1129	EVA訓練マット	¥44,000	364	TB-1187-01	ピローバッグ(大)	¥8,000	361
TB-1130	電動4Sカイザー	¥460,000	130	TB-1187-02	ピローバッグ(小)	¥8,000	361
TB-1130U	有孔電動4Sカイザー	¥460,000	130	TB-1187-03	ピローバッグ(特大)	¥8,000	361
TB-1131	エコマット	¥90,000	224	TB-1188	ティスポシーツ	¥6,700	313
TB-1132	バラレルホーム	¥250,000	75	TB-1189	メディクロス	¥5,800	313
TB-1133	キッズRB	¥590,000	312	TB-1190	DXクラウン	¥110,000	12
TB-1134	GSホットイージー	¥128,000	161	TB-1190U	有孔DXクラウン	¥117,500	12
TB-1135	3M電動HPベッド	¥550,000	215	TB-1191	電動ナース	¥300,000	127
TB-1136-01	ウィーヴマット(小)	¥45,000	365	TB-1191U	有孔電動ナース	¥300,000	127
TB-1136-02	ウィーヴマット(大)	¥50,000	365	TB-1192	ナース901	¥87,500	44
TB-1137	ソニーRX	¥93,000	48	TB-1192U	有孔ナース901	¥95,000	44
TB-1137U	有孔ソニーRX	¥100,500	48	TB-1193	MKチェアー	¥52,000	260
TB-1138	E型DXベッド	¥88,500	29	TB-1194-01	小児バラレルDX(01)	¥88,000	80
TB-1138U	有孔E型DXベッド	¥96,000	29	TB-1194-02	小児バラレルDX(02)	¥88,000	80
TB-1139	ナースカーSD	¥90,000	285	TB-1195	垂直電動MQタイプ	¥500,000	115
TB-1140	ナースカーHL	¥110,000	286	TB-1197	フェイシャルチェアー	¥83,000	197
TB-1141	DXウィーヴ	¥100,000	12	TB-1198	ラウンド平行棒	¥220,000	81
TB-1141U	有孔DXウィーヴ	¥107,500	12	TB-1199	手動ライトストレッチャー100	¥220,000	210
TB-1142	パワーリハビリRTS	¥340,000	100	TB-1200-01	ボックスLX(01)	¥135,000	229
TB-1143	垂直電動EWタイプ	¥660,000	112	TB-1200-02	ボックスLX(02)	¥150,000	229
TB-1143U	有孔垂直電動EWタイプ	¥660,000	112	TB-1201	2Mあかり電動	¥380,000	134
TB-1144-01	フローム(二人掛)	¥80,000	235	TB-1202-01	NSテーブル(01)	¥80,000	275
TB-1144-02	フローム(三人掛)	¥100,000	235	TB-1202-02	NSテーブル(02)	¥100,000	275
TB-1144-03	フローム(四人掛)	¥120,000	235	TB-1203-01	ボックスSN(01)	¥100,000	253
TB-1145-01	フロン(二人掛)	¥60,000	254	TB-1203-02	ボックスSN(02)	¥115,000	253
TB-1145-02	フロン(三人掛)	¥70,000	254	TB-1204	T型リハビリ平行棒	¥300,000	81
TB-1145-03	フロン(四人掛)	¥80,000	254	TB-1205	スマーティ(F4-A5型)	¥330,000	306
TB-1146	電動ハウス	¥320,000	128	TB-1205-02	スマーティ(F4-NX)	¥468,000	306
TB-1146U	有孔電動ハウス	¥320,000	128	TB-1206	G型上肢運動台	¥140,000	102
TB-1148-01	キュービック(01)	¥40,000	256	TB-1207	電動リクティアー	¥220,000	200
TB-1148-02	キュービック(02)	¥50,000	256	TB-1211	DXボディベッド	¥55,000	9
TB-1148-03	キュービック(03)	¥55,000	256	TB-1211U	有孔DXボディベッド	¥62,500	9
TB-1148-04	キュービック(04)	¥65,000	256	TB-1212	バラレルWX	¥100,000	79
TB-1149	連結キングホーム	¥300,000	72	TB-1214	チェスト&レッグDXII	¥367,000	98
TB-1150	スタッキー	¥14,000	273	TB-1215	レッグプレスII	¥217,000	96
TB-1151	低床電動ハイロー	¥250,000	123	TB-1216	レッグプレスII(分離式)	¥337,000	97
TB-1151U	有孔低床電動ハイロー	¥250,000	123	TB-1217	レッグプレスDXII	¥263,000	97
TB-1154	ピットカバー	¥11,000	371	TB-1218	レッグエクステンションII	¥207,000	96
TB-1155-01	ナースツール(キャスター付き)	¥42,000	264	TB-1219	ショルダーII	¥203,000	96
TB-1155-02	ナースツール(アジャスター付き)	¥42,000	264	TB-1220	チェストII	¥201,000	96
TB-1156	モクベッドAR	¥97,000	164	TB-1221	アブドミナルII	¥257,000	98
TB-1157-01	電動バラレルホーム(01)	¥440,000	91	TB-1222	アダクションII	¥261,000	97
TB-1157-02	電動バラレルホーム(02)	¥490,000	91	TB-1223	アダクションII	¥261,000	97
TB-1158	A-1ベッド	¥74,000	220	TB-1224	ワゴンカー	¥18,000	284
TB-1159	A-2ベッド	¥170,000	221	TB-1225	ハウスベッド	¥115,000	32
TB-1160	A-2ベッド(カーテン付き)	¥220,000	221	TB-1225U	有孔ハウスベッド	¥122,500	32
TB-1161	HAマットレス	¥28,000	223	TB-1226-01	リングDX(01)	¥135,000	229
TB-1162-01	MBベッド(ガード無し)	¥96,000	219	TB-1226-02	リングDX(02)	¥150,000	229
TB-1162-02	MBベッド(ガード付き)	¥106,000	219	TB-1227	アスリートDX	¥90,000	52
TB-1163-01	モッカー(二人掛)	¥110,000	235	TB-1228	パワーリハビリSUD	¥330,000	100
TB-1163-02	モッカー(三人掛)	¥140,000	235	TB-1229	キッズプレイセット	¥32,000	313

TB-1230	電動ウェルター	¥200,000	117	TB-1282U	有孔ライトベンダー	¥97,500	66
TB-1230U	有孔電動ウェルター	¥200,000	117	TB-1283	垂直電動MFWタイプ	¥750,000	116
TB-1231	キッズHB	¥220,000	312	TB-1285	LG型電動ハイロー	¥300,000	121
TB-1232	手動S型フルカイザー	¥380,000	148	TB-1285U	有孔LG型電動ハイロー	¥300,000	121
TB-1232U	有孔手動S型フルカイザー	¥380,000	148	TB-1286-01	ハードバッグ	¥22,000	179
TB-1234	バラレルLX	¥110,000	80	TB-1286-02	キャスター付ハードバッグ	¥25,000	179
TB-1235	A-1ベッド(収納箱付き)	¥120,000	220	TB-1287	歩行階段HD	¥90,000	83
TB-1236	SDコーナー	¥60,000	230	TB-1288	リハビリステップ	¥10,000	107
TB-1237-01	2Cリクライチェアー	¥110,000	199	TB-1289	エクササイズステップ	¥19,000	107
TB-1237-02	2Cリクライオットマン	¥22,000	199	TB-1290	ストレッチボード	¥12,000	108
TB-1238	低反発マット	¥10,000	362	TB-1291	パワーツイスト	¥7,000	108
TB-1238U	有孔低反発マット	¥10,000	362	TB-1292	バランスボード	¥3,000	108
TB-1240	ふっとはうす	¥14,000	258	TB-1293	マッサージャー	¥6,000	108
TB-1241	足圧ボディアケアベッド	¥180,000	21	TB-1294	ヨガマット	¥3,700	108
TB-1242	ワイドモクマット	¥140,000	61	TB-1295-01	バランスボール(55)	¥3,700	108
TB-1242U	有孔ワイドモクマット	¥147,500	61	TB-1295-02	バランスボール(65)	¥4,200	108
TB-1243	電動マルチロード	¥270,000	125	TB-1295-03	バランスボール(75)	¥5,000	108
TB-1243U	有孔電動マルチロード	¥270,000	125	TB-1296	歩行階段DX	¥130,000	82
TB-1244	トリプルコンセント908	¥6,500	294	TB-1297	歩行階段付バラレル	¥330,000	82
TB-1245	セントラル	¥280,000	129	TB-1303	トレンチDXベッド	¥85,000	41
TB-1245U	有孔セントラル	¥280,000	129	TB-1303U	有孔トレンチDXベッド	¥92,500	41
TB-1246	ブラットモクマット	¥220,000	73	TB-1304	回転ガード付カイザー	¥280,000	64
TB-1247	キングモクマット	¥360,000	73	TB-1304U	有孔回転ガード付カイザー	¥287,500	64
TB-1248-04	Aセライ(四人掛)	¥78,000	255	TB-1305	手動ウェルター	¥120,000	144
TB-1248-05	Bセライ(四人掛)	¥78,000	255	TB-1305U	有孔手動ウェルター	¥120,000	144
TB-1248-06	Cセライ(四人掛)	¥78,000	255	TB-1306	アクチムーブ	¥115,000	172
TB-1249	DXベッド(汚物缶付き)	¥72,000	11	TB-1307-01	ランドリーバスケット(2段)	¥7,500	279
TB-1249U	有孔DXベッド(汚物缶付き)	¥79,500	11	TB-1307-02	ランドリーバスケット(3段)	¥10,000	279
TB-1250	ステンレス汚物缶	¥9,000	284	TB-1308	リクライチェアー(P付き)	¥140,000	201
TB-1251	ワゴン用後付汚物缶	¥16,000	284	TB-1309	A-2畳ベッド	¥230,000	222
TB-1252	カールベンチ	¥120,000	103	TB-1310	A-2畳ベッド(カーテン付き)	¥280,000	222
TB-1253-02	C2バスケット	¥4,400	280	TB-1312	アプローチプロ	¥150,000	165
TB-1253-03	C3バスケット	¥6,500	280	TB-1313	点滴スタンドS	¥15,500	282
TB-1253-04	スリッパラック	¥4,800	294	TB-1314	ロビー・ソファース	¥56,000	231
TB-1254-01	ウェーブソファース(01)	¥95,000	246	TB-1315	マルチステップ	¥16,000	107
TB-1254-02	ウェーブソファース(02)	¥110,000	246	TB-1316	リハビリペダル	¥13,000	107
TB-1255	3M電動アシスト-2	¥600,000	134	TB-1317	リラクソチェアー(オットマン付き)	¥64,000	201
TB-1256	FR測定器	¥45,000	101	TB-1318	メディクリーナー(詰替用)	¥7,000	305
TB-1257	救急M1型カート	¥225,000	281	TB-1319	姿勢矯正用鏡	¥160,000	101
TB-1258	救急M2型カート	¥280,000	281	TB-1320	点滴グリッブ	¥5,000	282
TB-1259-01	専用ボンベ架	¥12,000	281	TB-132-01	ソファースR・背付き(01)	¥95,000	245
TB-1259-02	専用ガードル架	¥11,000	281	TB-132-02	ソファースR・背付き(02)	¥110,000	245
TB-1259-03	専用汚物缶	¥14,000	281	TB-1321	電動LSベッド	¥220,000	118
TB-1259-04	専用蘇生板	¥19,000	281	TB-1321U	有孔電動LSベッド	¥220,000	118
TB-1259-05	専用C型ガードル架	¥11,000	281	TB-1322-01	リクライラウンディー	¥110,000	199
TB-1262	付添ボータブル	¥60,000	217	TB-1322-02	ラウンディーオットマン	¥29,000	199
TB-1263	ARレストチェアー	¥24,000	259	TB-1323	ディップフェイス	¥12,500	329
TB-1264	レッグホット	¥59,800	306	TB-1324	G型リクライチェアー	¥115,000	200
TB-1265	練習用腰掛SD	¥160,000	84	TB-1325	りんごベッド20	¥90,000	54
TB-1266	練習用腰掛LX	¥180,000	84	TB-1325U	有孔りんごベッド20	¥97,500	54
TB-1267	A-3ベッド	¥130,000	222	TB-1326	リラクゼーションチェアー	¥125,000	201
TB-1268-01	ホームチェアーC1	¥34,000	259	TB-1327	スロープ付歩行訓練台	¥280,000	83
TB-1268-02	ホームチェアーC2	¥36,000	259	TB-1328	DFオメガ	¥100,000	37
TB-1269	グラウンドフェイスシャル	¥125,000	186	TB-1329	メディバリア	¥3,150	305
TB-1270	電動リクライチェアー	¥170,000	200	TB-1330	DFオメガ電動	¥245,000	116
TB-1272	タフモクベッド	¥100,000	61	TB-1331	DFスリム	¥138,000	155
TB-1272U	有孔タフモクベッド	¥107,500	61	TB-1332	リラクゼーションチェアー(楽音マクラ付き)	¥150,000	201
TB-1273	高級バイルスリッパ	¥47,000	316	TB-1333	アルミムーブ	¥87,500	168
TB-1274	救急C型カート	¥230,000	280	TB-1333U	有孔アルミムーブ	¥87,500	168
TB-1275	スーパー介助シート	¥14,000	213	TB-1334	油圧式昇降ベッド	¥194,000	143
TB-1276-01	フィカスベンジャミン(大)	¥39,000	318	TB-1334U	有孔油圧式昇降ベッド	¥194,000	143
TB-1276-02	フィカスニチダ(大)	¥39,000	318	TB-1335-01	ポジションキープ(大)	¥12,000	358
TB-1276-03	アレカバーム	¥39,000	318	TB-1335-02	ポジションキープ(小)	¥7,000	358
TB-1276-04	フィカスベンジャミン(中)	¥28,000	318	TB-1336	電動LSベッド(無線FS式)	¥235,000	118
TB-1276-05	フィカスニチダ(中)	¥28,000	318	TB-1336U	有孔電動LSベッド(無線FS式)	¥235,000	118
TB-1276-06	ボトス(中)	¥28,000	318	TB-1337	グループチェアー	¥49,000	260
TB-1276-07	アイビー	¥9,000	318	TB-1339	アルミトライ	¥120,000	168
TB-1276-08	ボトス(小)	¥9,000	318	TB-1339U	有孔アルミトライ	¥120,000	168
TB-1276-09	ゴールドクレスト	¥10,000	318	TB-1340	スマートチェアー	¥80,000	207
TB-1277	HUテーブル	¥130,000	275	TB-1341	ラックベッド	¥32,000	66
TB-1278	歩行階段WD	¥370,000	83	TB-1343	MSDトリート	¥310,000	116
TB-1279	ローゴン(キャスター付き)	¥16,000	284	TB-1344	電動ボディベッド	¥160,000	117
TB-1280	ユーズベンチ	¥100,000	63	TB-1344U	有孔電動ボディベッド	¥160,000	117
TB-1281-01	スツールロッカー(01)	¥70,000	300	TB-1345	電動診察台α	¥220,000	117
TB-1281-02	スツールロッカー(02)	¥80,000	300	TB-1345U	有孔電動診察台α	¥220,000	117
TB-1281-03	スツールロッカー(03)	¥95,000	300	TB-1346	電動診察台β	¥220,000	118
TB-1282	ライトベンダー	¥90,000	66	TB-1346U	有孔電動診察台β	¥220,000	118

TB-1348	アルミストレッチャー100	¥180,000	208	TB-1403-02	伸縮セラビ(大)	¥37,000	291
TB-1349	油圧ストレッチャー100	¥280,000	209	TB-1404	ボディマットPro(プロ)	¥39,000	328
TB-1350	キャスター付油圧式昇降ベッド	¥224,000	143	TB-1405	ボディマットEye(アイ)	¥39,000	328
TB-1350U	有孔キャスター付油圧式昇降ベッド	¥224,000	143	TB-1406	バラレルSX	¥80,000	78
TB-1351	アルミストレッチャー100(ベルト付き)	¥190,000	208	TB-1407	フロアベッド	¥80,000	175
TB-1352	DXポーター	¥46,000	9	TB-1407U	有孔フロアベッド	¥80,000	175
TB-1352U	有孔DXポーター	¥53,500	9	TB-1408	ビットイン	¥9,000	304
TB-1353	スキルアップ911	¥85,000	46	TB-1409	バラレルPX	¥85,000	78
TB-1353U	有孔スキルアップ911	¥92,500	46	TB-1410	克蘭ケット	¥155,000	248
TB-1354	薄型ジェルバスト	¥26,000	330	TB-1411-01	1連サンスクリーン(01)	¥18,000	290
TB-1355	薄型ジェルフェイス	¥12,000	330	TB-1411-02	1連サンスクリーン(02)	¥19,000	290
TB-1356	アシストグリップ	¥28,000	296	TB-1411-03	1連サンスクリーン(03)	¥21,000	290
TB-1357	電動ワークチェア	¥137,000	200	TB-1411-04	1連サンスクリーン(04)	¥20,000	290
TB-1358	電動キングホーム	¥920,000	90	TB-1411-05	1連サンスクリーン(05)	¥21,000	290
TB-1359	薄型ジェルセット	¥38,000	329	TB-1411-06	1連サンスクリーン(06)	¥23,000	290
TB-1360	URスツール	¥36,000	264	TB-1411-07	1連サンスクリーン(07)	¥24,000	290
TB-1361	電動マイスターS	¥250,000	110	TB-1411-08	1連サンスクリーン(08)	¥25,000	290
TB-1361U	有孔電動マイスターS	¥250,000	110	TB-1411-09	1連サンスクリーン(09)	¥27,000	290
TB-1362	電動リカバリーチェア	¥192,000	206	TB-1412-01	1連サンカート(01)	¥20,000	290
TB-1363	アトムスタンド	¥38,000	297	TB-1412-02	1連サンカート(02)	¥21,000	290
TB-1364	スキルアップ901	¥75,000	46	TB-1412-03	1連サンカート(03)	¥23,000	290
TB-1364U	有孔スキルアップ901	¥82,500	46	TB-1412-04	1連サンカート(04)	¥22,000	290
TB-1366-01	サンハーブフレグランスビーズ(ラベンダー)	¥600	306	TB-1412-05	1連サンカート(05)	¥23,000	290
TB-1366-02	サンハーブフレグランスビーズ(グレープフルーツ)	¥600	306	TB-1412-06	1連サンカート(06)	¥25,000	290
TB-1366-03	サンハーブフレグランスビーズ(ビュアローズ)	¥600	306	TB-1412-07	1連サンカート(07)	¥26,000	290
TB-1367	ウォークトレナー(水田式)	¥45,000	106	TB-1412-08	1連サンカート(08)	¥27,000	290
TB-1368	ウォークトレナー(青竹式)	¥48,000	106	TB-1412-09	1連サンカート(09)	¥29,000	290
TB-1369	アドクッション「音楽」	¥9,000	98	TB-1413-01	1連サンシャット(01)	¥24,000	290
TB-1370	ナースカー・フォルテ	¥145,000	285	TB-1413-02	1連サンシャット(02)	¥26,000	290
TB-1372	カラーオートマン	¥16,000	258	TB-1413-03	1連サンシャット(03)	¥30,000	290
TB-1373	歩行スロープSD	¥90,000	83	TB-1413-04	1連サンシャット(04)	¥29,000	290
TB-1374	モクベッドL	¥94,000	60	TB-1413-05	1連サンシャット(05)	¥31,000	290
TB-1374U	有孔モクベッドL	¥101,500	60	TB-1413-06	1連サンシャット(06)	¥35,000	290
TB-1375	電動マイスターL	¥320,000	110	TB-1414	プレミアムアブロージー	¥188,000	153
TB-1375U	有孔電動マイスターL	¥320,000	110	TB-1415	オリコベッド・オスロ	¥100,000	169
TB-1376	SEK診察台カバー	¥7,500	368	TB-1415U	有孔オリコベッド・オスロ	¥100,000	169
TB-1376U	有孔SEK診察台カバー	¥9,500	368	TB-1416	キャスタ150	¥110,000	25
TB-1377	SEK診察台シート	¥6,300	368	TB-1416U	有孔キャスタ150	¥117,500	25
TB-1377U	有孔SEK診察台シート	¥8,300	368	TB-1417-01	2連サンシャット(01)	¥41,000	291
TB-1378	SEK介護シート	¥6,000	368	TB-1417-02	2連サンシャット(02)	¥43,000	291
TB-1379	収納庫付オムツ交換台	¥205,000	310	TB-1418-01	2連サンスクリーン(01)	¥34,000	291
TB-1380	プラット訓練マット	¥64,000	106	TB-1418-02	2連サンスクリーン(02)	¥36,000	291
TB-1381	リハビリ訓練マット	¥58,000	106	TB-1419-01	2連サンカート(01)	¥35,000	291
TB-1382	スリムドロップSD	¥240,000	153	TB-1419-02	2連サンカート(02)	¥37,000	291
TB-1383	GSアブロージー	¥162,000	159	TB-1420	電動キャスタ150	¥270,000	125
TB-1384	GSアブロージーマルチ	¥172,000	153	TB-1420U	有孔電動キャスタ150	¥270,000	125
TB-1385	2Mリカバリー	¥350,000	206	TB-1421	S型歩行器	¥50,000	103
TB-1386	アップマッサージSD	¥87,500	51	TB-1422	油圧式マイスターS	¥290,000	143
TB-1386-01	エクステリア(KH-61017)	¥1,300	317	TB-1422U	有孔油圧式マイスターS	¥290,000	143
TB-1386-02	シノブ(KH-61057)	¥1,300	317	TB-1423	油圧式マイスターL	¥350,000	143
TB-1386-03	シロツメクサ(KH-61059)	¥1,300	317	TB-1423U	有孔油圧式マイスターL	¥350,000	143
TB-1386-04	サキュレントリフレウム(KH-60985)	¥1,500	317	TB-1424	Mスポーツ70	¥76,000	58
TB-1386-05	アイビー(KH-60852)	¥1,980	317	TB-1425	フラップテーブル	¥108,000	166
TB-1386-06	エクリア(KH-61022)	¥1,900	317	TB-1426	トイレ補助手すり	¥21,000	295
TB-1386-07	ブレリエS(KH-61034)	¥2,500	317	TB-1427	H-2ベッド	¥170,000	220
TB-1386-08	エクリア(KH-61023)	¥3,800	317	TB-1428	B-2ベッド	¥125,000	221
TB-1386-09	ブレリエL(KH-61036)	¥5,000	317	TB-1429	B-2ベッド(カーテン付き)	¥175,000	221
TB-1386U	有孔アップマッサージSD	¥95,000	51	TB-1430	タイカンクッション	¥25,000	360
TB-1387-01	除菌ケアシート	¥6,000	305	TB-1431	上肢注射台	¥12,000	297
TB-1387-02	除菌ケアシート(替替用)	¥4,500	305	TB-1432-01	今治エコタオル(WT)	¥750	316
TB-1387-03	除菌ケアシート(ミニ)	¥1,000	305	TB-1432-02	今治エコタオル(FT)	¥1,400	316
TB-1388	ロイヤルコットンペーパー	¥10,000	315	TB-1433	小児用ストレッチャー100	¥160,000	207
TB-1389-01	カラーフェイスペーパー(500枚入り)	¥7,300	314	TB-1434	座式介助シート	¥16,600	207
TB-1389-02	カラーフェイスペーパー(2,500枚入り)	¥34,300	314	TB-1435	アルミストレッチャー150	¥146,000	208
TB-1390	プレミアムボディマット	¥83,000	361	TB-1436	カラーホールドミット	¥8,000	104
TB-1391	ビットチェスト	¥201,000	94	TB-1437	ビットC&LP	¥380,000	95
TB-1392	ビットショルダー	¥203,000	94	TB-1438	ビットS&AD	¥410,000	95
TB-1393	ビットレグエクステンション	¥211,000	94	TB-1439	ビットS&LE	¥360,000	95
TB-1395	マイティームーブ	¥126,000	187	TB-1441	C型油圧ストレッチャー150	¥260,000	208
TB-1395U	有孔マイティームーブ	¥133,500	187	TB-1442	hurry(ハリー)	¥370,000	280
TB-1396	ビットレグプレス	¥239,000	94	TB-1443-01	hurry用ボンベ架	¥12,000	280
TB-1397	ビットアダクション	¥257,000	95	TB-1443-02	hurry用ガードル架	¥9,000	280
TB-1398	車イス式油圧ストレッチャー	¥420,000	206	TB-1443-03	hurry用蘇生板取付金具	¥6,000	280
TB-1399	電動起立補助らくチェア	¥230,000	206	TB-1443-04	hurry用蘇生板	¥16,000	280
TB-1400	電動介護ムーブリフト	¥424,000	214	TB-1444-01	かたらいホーム(01)	¥115,000	73
TB-1401	スリングシートR1	¥30,000	214	TB-1444-02	かたらいホーム(02)	¥140,000	73
TB-1403-01	伸縮セラビ(小)	¥30,000	291	TB-1444-03	かたらいホーム(03)	¥190,000	73

TB-1445	ろくぼくDX	¥270,000	84
TB-1446	ろくぼく懸垂バー	¥60,000	84
TB-1447	ガードル棒	¥4,000	212
TB-1448	浴室ストレッチャー150	¥168,000	207
TB-1449	円座クッション	¥9,700	357
TB-1451	車イス用安全ベルト	¥7,600	224
TB-1452	HCリクライチェアー	¥130,000	198
TB-1453	DXエコベッド	¥45,000	9
TB-1453U	有孔DXエコベッド	¥52,500	9
TB-1454	充電式電動ハイロー	¥240,000	120
TB-1454U	有孔充電式電動ハイロー	¥240,000	120
TB-1455	充電式電動キャスタ	¥280,000	120
TB-1455U	有孔充電式電動キャスタ	¥280,000	120
TB-1458	ステップ補助ガード	¥30,000	297
TB-1459	簡単補助手すり	¥28,000	296
TB-1460	ライトキャンバス	¥28,000	216
TB-1461-01	パーソナルチェアー	¥88,000	198
TB-1461-02	パーソナルオットマン	¥21,000	198
TB-1463	T型収納式平行棒	¥340,000	81
TB-1464	ソファーベッドSD	¥105,000	250
TB-1465	ソファーベッドMD	¥110,000	250
TB-1466	スチールSD担架	¥46,000	213
TB-1467	アルミSD担架	¥50,000	213
TB-1468	ブロードチェアー	¥178,000	217
TB-1469	ブロード用キャリーバッグ	¥18,400	217
TB-1470	パイプベッドS	¥49,000	218
TB-1471	バストフレクション	¥280,000	58
TB-1472	イージーステッパー	¥180,000	100
TB-1473	足関節起立矯正ベッド	¥300,000	102
TB-1474	内外反足矯正板	¥62,000	102
TB-1475	尖足矯正板	¥63,000	102
TB-1476	バイオニア	¥300,000	139
TB-1477	MHカイロベッド	¥86,600	164
TB-1478	A型オーバーヘッドフレーム	¥420,000	92
TB-1480	免荷用ハーネスM	¥88,000	104
TB-1481	電動介護リフトS	¥377,000	214
TB-1482	電動介護リフトF	¥438,000	214
TB-1483	電動歩行訓練リフト	¥420,000	104
TB-1484	電動ARベッド	¥250,000	119
TB-1484U	有孔電動ARベッド	¥250,000	119
TB-1485-01	ライトスツール(キャスター付き)	¥8,800	263
TB-1485-02	ライトスツール(アジャスター付き)	¥8,800	263
TB-1486	SD訓練台	¥124,000	69
TB-1487	DXスタイリー	¥97,000	47
TB-1487U	有孔DXスタイリー	¥104,500	47
TB-1488-01	SNスミス(01)	¥29,000	248
TB-1488-02	SNスミス(02)	¥37,000	248
TB-1489-01	STスミス(01)	¥42,000	231
TB-1489-02	STスミス(02)	¥53,000	231
TB-1490	グランドチルト	¥66,000	178
TB-1491	電動パーソナル	¥190,000	198
TB-1492	頭蓋骨用ボード	¥9,800	361
TB-1493	MP訓練台	¥250,000	71
TB-1494	スタンドステップ	¥18,000	296
TB-1495	カールストレッチ	¥28,000	103
TB-1496	背上式付添ポータブル	¥93,000	217
TB-1497	カバーリングDX	¥70,000	11
TB-1497U	有孔カバーリングDX	¥77,500	11
TB-1498	背上げ式MCベッド	¥101,000	218
TB-1499	ニール	¥86,000	177
TB-1500	ジャーニー	¥99,000	177
TB-1501-01	刺繍加工(1.5×10)	¥800	325
TB-1501-02	刺繍加工(10×16)	¥1,700	325
TB-1501-03	刺繍加工(14×24)	¥3,400	325
TB-1501-04	刺繍加工(18×28)	¥5,000	325
TB-1502-01	感染防止スクリーンI型	¥17,000	293
TB-1502-02	感染防止スクリーンII型	¥18,000	293
TB-1502-03	感染防止スクリーンIII型	¥29,000	293
TB-1503	カバーリングレザー	¥17,000	11
TB-1503U	有孔カバーリングレザー	¥19,000	11
TB-1504	2M電動マイスター	¥333,000	110
TB-1504U	有孔2M電動マイスター	¥333,000	110
TB-1505	ヘルシオ	¥240,000	150
TB-1506	フォーカス	¥220,000	150
TB-1507	アクティ	¥320,000	138
TB-1508	脱衣用はねあげベッド	¥140,000	66
TB-1508U	有孔脱衣用はねあげベッド	¥147,500	66

TB-1509	乳児用SGベッド	¥170,000	45
TB-1510	アルコールスタンドM	¥13,300	293
TB-1511	アルコールスタンドS	¥5,700	293
TB-1512	小児用DXベッド(刺繍付き)	¥62,500	14
TB-1512U	有孔小児用DXベッド(刺繍付き)	¥70,000	14
TB-1513	キッズプレイセット(刺繍付き)	¥57,000	313
TB-1514	オムツ交換台(刺繍付き)	¥93,600	310
TB-1515	練習用腰掛EX	¥104,000	84
TB-1516	2M電動リモス	¥240,000	131
TB-1516U	有孔2M電動リモス	¥240,000	131
TB-1517	バイオニアリモス	¥230,000	140
TB-1519	電動マイスターE	¥320,000	110
TB-1519U	有孔電動マイスターE	¥320,000	110
TB-1520	あかり-GSリモス	¥220,000	135
TB-1521	手動GSストレッチャーD型	¥250,000	212
TB-1522	I型感染防護服	¥2,900	322
TB-1523	II型感染防護服	¥3,300	322
TB-1524	感染防護キャップ	¥1,000	322
TB-1525	ぶら下がり訓練器	¥81,000	104
TB-1526	ライディングチェアー	¥49,000	262
TB-1527-01	内視鏡用電動カイザー(メモリー有り)	¥610,000	116
TB-1527-02	内視鏡用電動カイザー(メモリー無し)	¥580,000	116
TB-1528	患ジャギ2P	¥4,800	321
TB-1529	ロイヤルタオル	¥1,000	316
TB-1530	軽量MTストレッチャー	¥240,000	212
TB-1531-01	感染防止パネルI型	¥8,300	293
TB-1531-02	感染防止パネルII型	¥15,000	293
TB-1532	ダンベルチェスト	¥168,000	93
TB-1533	ダンベルショルダー	¥147,000	93
TB-1534	ダンベルレッグ	¥162,000	93
TB-1535	アスリートSD	¥105,000	52
TB-1536-01	ダンベル(5kg)	¥15,000	93
TB-1536-02	バーベル(10kg)	¥25,000	93

会社概要 CORPORATE PROFILE

名 称	株式会社 高田ベッド製作所
設 立	昭和46年12月
資 本 金	67,000,000円
社 員 数	約110名 (令和2年12月現在)
事 業 所	本社工場 〒590-0535 大阪府泉南市りんくう南浜2番地27 第二工場 〒590-0535 大阪府泉南市りんくう南浜2番地18 第三工場 〒590-0535 大阪府泉南市りんくう南浜4番地8 第四工場 〒590-0535 大阪府泉南市りんくう南浜4番地16
敷地面積	本社工場及び第二工場 12,000㎡ 第三工場及び第四工場 3,151.60㎡
事業内容	鍼灸・柔整・接骨・カイロ・エステ・アロマ向け治療台及びマッサージベッドの製造・販売 病院・クリニック・介護施設向け診察台及び訓練台・トレーニング機器の製造・販売 待合用ソファ・業務用ソファ・各種マクラ・マット・カバー・設備用品等の製造・販売
品 質	国際規格 ISO 9001:2008 (認証取得日 平成15年12月) 国際規格 ISO 14001:2004 (認証取得日 平成25年11月) 医療機器製造業 許可番号 27BZ200126 (取得日 平成20年12月) 第三種医療機器製造販売業 許可番号 27B3X00231 (取得日 平成20年12月) 製品保証期間3年 (一部製品を除く)



ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 国際基準での品質管理と環境への取り組み

TakadaBedは、本社工場、第二工場、第三工場において、国際基準である品質マネジメントシステムISO9001と環境マネジメントシステムISO 14001を認証取得しています。ISO9001は製品の設計、開発、製造、検査、保管、引き渡し等、各工程の品質管理システムを顧客の立場に立って評価します。さらに、ISO 14001では企業活動が環境に与える影響を認識し、環境リスクの低減及び貢献と経営の両立を目指します。これらのツールを基に、品質マネジメントと環境マネジメントの確立と国際基準に従った運用規定でシステムを構築し、改善活動を実施しています。これからも、より高品質な製品、サービス向上を図り、常に顧客満足度(CS)を高めていくことをお約束します。

医療機器メーカーとしての信頼性

TakadaBedは、医療機器の製造業と製造販売業の許可を取得しています。医療機器として安全で安心できる品質を、GVP(製造販売後安全管理基準)とGQP(品質管理基準)に適合することによって、管理運営を行っています。さらに、電磁波による医療機器の誤作動を防止するためのEMC規格にも適合(届出製品のみ)していますので、医療現場での信頼性を向上させます。



本社工場



第二工場



第三工場・第四工場